

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-3019-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 1 de Abril de 2019

Referencia: 1-47-3110-5152-18-3

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-5152-18-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones St. Jude Medical Argentina S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca St. Jude Medical, nombre descriptivo Herramienta de Inserción de Electrodos y Extensiones y nombre técnico Electrodos, Neurológicos, de acuerdo con lo solicitado por St. Jude Medical Argentina S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2019-14106365-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM-961-279", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Herramienta de Inserción de Electrodos y Extensiones.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 11-453 - Electrodos, Neurológicos.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): St. Jude Medical.

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: Indicado para facilitar la inserción del extremo del terminal de un electrodo, extensión o adaptador para neuroestimulación dentro de un cabezal de un generador de impulsos implantable (GII) durante la implantación de un sistema de neuroestimulación.

Modelo/s: 1803

Período de vida útil: 24 meses.

Forma de presentación: 5 unidades por envase.

Método de esterilización: Oxido de Etileno.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: St. Jude Medical.

Lugar/es de elaboración: 6901 Preston Rd. Plano, TX 75024, Estados Unidos.

Expediente Nº 1-47-3110-5152-18-3

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.04.01 15:41:38 ART
Location: Ciudad Autionna de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

PROYECTO DE RÓTULO



1. Razón Social y Dirección/es del Fabricante e Importador

Fabricantes

St. Jude Medical

6901 Preston Rd Plano, TX 75024

Estados Unidos

Importador

St. Jude Medical Argentina S.A.

Cerrito 836, piso 11°, Viamonte 1617 PB y Subsuelo, y Viamonte 1621 9° piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TEL/ Fax: 3723-3720 / 3723-3700 y rotativas / 3723-3701

E-mail: vsantana02@sjm.com; mcusenza@sjm.com

2. Nombre del Producto Médico: Herramienta de Inserción de Electrodos y Extensiones.

Marca: St. Jude Medical.

Modelo/s: 1803.

3. "ESTÉRIL"

4. LOTE # SERIE #

5.FECHA DE FABRICACIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO 24 meses desde la fecha de fabricación.

- 6. "PRODUCTO MÉDICO DE UN SOLO USO"
- 7. Condiciones de Almacenamiento y Conservación. Conservar entre -10°C y 55°C.
- 8. Instrucciones especiales de operación y uso Ver "Instrucciones para Uso".
- 9. Precauciones y Advertencias "No utilizar si el envase está dañado". Ver Instrucciones para Uso. No reesterilizar.
- 10. Esterilizado por Óxido de Etileno
- 11. Director Técnico Sebastián Antonicelli Farmacéutico UBA MN 14853
- 12. PM autorizado por A.N.M.A.T "PM-961-279"
- 13. Condición de Venta "Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias".

ST. JUDE MEDICAL TOTAL S.A. ALEJANIT DA LOZZA

IF-2019-14106365-AFFRED THANMAT

Director Técnico

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO



1. Razón Social y Dirección/es del Fabricante e Importador

Fabricantes

St. Jude Medical

6901 Preston Rd Plano, TX 75024

Estados Unidos

Importador

St. Jude Medical Argentina S.A.

Cerrito 836, piso 11°, Viamonte 1617 PB y Subsuelo, y Viamonte 1621 9° piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TEL/ Fax: 3723-3720 / 3723-3700 y rotativas / 3723-3701

E-mail: vsantana02@sjm.com; mcusenza@sjm.com

2. Nombre del Producto Médico: Herramienta de Inserción de Electrodos y Extensiones.

Marca: St. Jude Medical.

Modelo/s: 1803.

- 3. "ESTÉRIL"
- 6. "PRODUCTO MÉDICO DE UN SOLO USO"
- 7. Condiciones de Almacenamiento y Conservación. Conservar entre -10°C y 55°C.
- 8. Instrucciones especiales de operación y uso Ver "Instrucciones para Uso".
- 9. Precauciones y Advertencias "No utilizar si el envase está dañado". Ver Instrucciones para Uso. No reesterilizar.
- 10. Esterilizado por Óxido de Etileno
- 11. Director Técnico Sebastián Antonicelli Farmacéutico UBA MN 14853
- 12. PM autorizado por A.N.M.A.T "PM-961-279"
- 13. Condición de Venta "Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias".

ST. JUDE MEDICAL PRENTINA S.A.

ST JUDE CHEDICAL ARMENTINA S.A

IF-2019-14106365-ASEDASTION AND THE DIRECTOR TECNICO




DESCRIPCIÓN

La Herramienta de Inserción de Electrodos y Extensiones de St. Jude Medical™ es un accesorio quirúrgico sin alimentación eléctrica y de uso manual desarrollado para facilitar la inserción del extremo del terminal de un electrodo, extensión o adaptador para neuroestimulación dentro de un cabezal de un generador de impulsos implantable (GII) durante la implantación de un sistema de neuroestimulación.

La herramienta de inserción posee cinco áreas principales: superficie de agarre, punta, pestaña, ala y canal para el electrodo o extensión. La siguiente figura muestra las características de la herramienta de inserción de electrodos y extensiones.

Figura 1. Características de la herramienta de inserción de electrodos y extensiones



- 1. Superficie de agarre
- 2. Punta
- 3. Pestaña
- 4. Ala
- 5. Canal para el electrodo o extensión

CONTENIDO DEL ENVASE

El envase de la Herramienta de Inserción de Electrodos y Extensiones (Modelo 1803) contiene cinco unidades envasadas individualmente.

INDICACIÓN DE USO

La Herramienta de Inserción de Electrodos y Extensiones de St. Jude Medical™ es un dispositivo de manipulación manual para un solo uso indicado para facilitar la inserción del extremo del terminal de un electrodo, extensión o adaptador para neuroestimulación dentro de un cabezal de un generador de impulsos implantable (GII) durante la implantación de un sistema de neuroestimulación.

PRECAUCIONES

Tenga en cuenta las siguientes precauciones en relación con los componentes mencionados.

St Jude Medical Argentina S.A IF-2019-1410636**Sebastian Antiticel**#ANMAT

Director Técnico

Dispositivos de un solo uso. Los dispositivos esterilizados están previstos para un solo uso componentes estériles de este kit se esterilizaron con gas de óxido de etileno (OE) antes de su en esterilizaron y se suministran en un envase estéril, lo que permite su introducción directa en el campo quirúrgico. No se deben reesterilizar ni reutilizar debido al riesgo de infección.

Fecha de caducidad. La fecha de caducidad (o fecha "usar antes de") aparece impresa en el paquete. No utilice un sistema cuya fecha de caducidad haya vencido.

Daños en envases o componentes. No utilice el dispositivo si el embalaje estéril o los componentes muestran signos de deterioro, si el precinto de esterilidad está roto o si sospecha que puede estar contaminado por cualquier motivo. Cualquier componente sospechoso debe devolverse a St. Jude Medical para su evaluación.

COMPATIBILIDAD

La herramienta de inserción de electrodos y extensiones de St. Jude Medical™ es compatible con los siguientes dispositivos para la estimulación medular eléctrica (EME) y la estimulación cerebral profunda (ECP).

NOTA: No todos los modelos están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con el representante local para obtener más información.

Tabla 1. Compatibilidad de dispositivos

Componente	Dispositivo	N° de modelo	EME ¹	ECP ²
Dispositivos GII	GII Proclaim™ 5	3661,3665	Х	
	GII Proclaim™ 5 Elite	3660	Х	-
	GII Proclaim™ 7	3663,3667	Х	
	GII Proclaim™ 7 Elite	3662	Х	
	GII Prodigy™	3799	Х	
	GII Prodigy IRM™	3772	Х	
	GII Eon™	3716	Х	
	GII Eon Mini™	3788	Х	
	GII EonC™	3688	Х	
	GII Genesis™	3608	Х	
	GII Infinity™ 5 de St. Jude Medical	6660, 6661		Х
	GII Infinity™ 7 de St. Jude Medical	6662, 6663		Х
	GII Brio™	6788		Х

ST. DUDE MEDITAL LA SEMATINA S.A.
ALEJANI AA LOZZA

IF-2019-14106 Storm Hard DARGO HARD MAT Sebastián Antonicelli Director Técnico

Electrodos	Electrodos percutáneos serie 3100	31XX	X	M.F.G. A. D.
	Electrodos planos serie 3200	32XX	Х	
Extensiones	Extensiones de la serie 3300	3341, 3343, 3346,	Х	
		3383, 3386		
	Extensiones de la serie 6300	6315, 6316, 6319,		Х
		6345, 6346		
	Extensiones para el sistema de	6339, 6340, 6343,		X
	ECP Infinity™ de St. Jude Medical	6344, 6355, 6356,		
		6359, 6361, 6362,		
		6363, 6371, 6372,		
		6373, 6377, 6378,		
		6379		
Adaptadores	Adaptador de bolsillo IS-1	2304		Х
	Adaptador de 8 canales, M	2311, 2316	Х	Х
	Adaptador de 8 canales, B	2321, 2326	Х	Х
	Extensión de adaptador de 8 canales	6393		X

¹ Estimulación de Médula Espinal

La herramienta de inserción de electrodos y extensiones es compatible con los electrodos y extensiones Medtronic™ disponibles antes del 5 de mayo del 2015. (Medtronic es una marca comercial de Medtronic, Inc.).

Tabla 2. Compatibilidad del dispositivo (Medtronic)

Dispositivo	N° de modelo
Electrodo permanente EME	3776-45, 3776-60, 3776-75, 3876-45, 3876-60, 3876-75, 3777-45,
	3777-60, 3777-75, 3877-45, 3877-60, 3877-75, 3778-45, 3778-60,
	3778-75, 3878-45, 3878-60, 3878-75, 39286-30, 39286-65,
	39565-30, 39565-65
Extensión EME	3708120, 3708140, 3708160, 3708220, 3708240, 3708260,
	3708320, 3708340, 3708360
Extensión de ECP*	37086-40, 37086-60, 37086-95

^{*} Las extensiones específicas para la ECP se conectan a los electrodos de ECP Medtronic (Modelos 3387 o 3389).

ST. JUDE MEDICAL APROPRIATE ST. AVEJANG PARADA

ST JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A

IF-2019-141063 Secretary Antonical Hanmat

Director Tecnico

² Estimulación Cerebral Profunda


INSTRUCCIONES DE USO

Una vez implantado el electrodo, la extensión o el adaptador en la posición correcta y tunella per hasta el bolsillo del GII, utilice la herramienta de inserción de electrodos y extensiones para introducir el extremo terminal del electrodo, la extensión o el adaptador en el cabezal del GII. Para utilizar la herramienta de inserción de electrodos y extensiones, siga estos pasos:

NOTA: No todos los modelos están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con el representante local para obtener más información.

- 1. Antes de utilizar la herramienta de inserción, introduzca manualmente el electrodo, la extensión o el adaptador en el cabezal del GII y deslícelos hacia delante hasta que resulte difícil continuar su avance.
- 2. Sostenga la herramienta de inserción con los dedos índice y pulgar, y coloque la herramienta alrededor del extremo del terminal del electrodo, la extensión o el adaptador, de forma que la punta se encuentre a 2 a 3 mm del último anillo de contacto visible.

Figura 2. Herramienta de inserción colocada alrededor del extremo terminal del electrodo, la extensión o el adaptador




NOTA: Para evitar daños al electrodo, la extensión o el adaptador, asegúrese de que la superficie de agarre de la herramienta no cubra el polo ni el anillo de contacto.

3. Con los dedos índice y pulgar, apriete la superficie de agarre de la herramienta de inserción hasta que esta se cierre en torno al cuerpo del electrodo, la extensión o el adaptador. Cuando el electrodo,

ST. JUDE MEDICAL AGENTINA S.A.
ALEJAN BA LOZZA
DO JERADA

Sebastián Antonicelli Director Técnico la extensión o el adaptador está bien colocado en el canal de la herramienta, las dos alas de la nestán alineadas.

Figura 3. Inserciones correcta e incorrecta de la herramienta en el orificio del cabezal




- (Correcta) La punta de la herramienta se encuentra cerrada y perpendicular al cabezal.
- 2. (Incorrecta) La punta de la herramienta se encuentra abierta y torcida.

NOTA: Para no dañar la herramienta de inserción al introducirla en el cabezal del GII, asegúrese de que la punta de la herramienta permanezca cerrada y en pleno contacto con el cuerpo del electrodo, la extensión o el adaptador.

NOTA: La herramienta de inserción está diseñada para que una parte de la punta de la herramienta entre en el puerto del cabezal del GII durante la inserción del electrodo, la extensión o el adaptador.

4. Mientras aprieta la superficie de agarre de la herramienta de inserción, haga avanzar el extremo terminal del electrodo, la extensión o el adaptador y deslice la punta de la herramienta por el puerto del cabezal apropiado hasta que se encuentre completamente dentro del cabezal, tal como se describe en el manual del médico del GII correspondiente.




JUDE MEDICAL A BOENTINA S.A.
ALEJANICAA LOZZA
ADEJERADA

ST JUDE MÉDICAL ARGENTINA S.A.

IF-2019-14106365-YALTONIÁTO ANTONIO TÉCNICO

- 5. Con la herramienta y el electrodo, la extensión o el adaptador completamente insertados en el cabezal del GII, ajuste el tornillo de fijación con la llave dinamométrica provista en el kit del GII.
- 6. Suelte la superficie de agarre y sujete la herramienta con el índice en el borde de las alas y el pulgar en la pestaña.



- 7. Tire de la herramienta hacia atrás para extraerla del puerto del cabezal del GII. El extremo terminal del electrodo, la extensión o el adaptador permanece insertado por completo en el puerto del cabezal.
- 8. Repita los pasos de esta sección si tiene más electrodos, extensiones o adaptadores que insertar.
- 9. Siga las instrucciones de inserción de los tapones de puerto en los puertos no utilizados (si procede) y colocación del GII descritas en el manual del médico del GII adecuado.

<u>SÍMBOLOS</u>

$\overline{\mathbb{V}}$	Atención, consultar la documentación adjunta
Σ	Fecha de caducidad
LOT	Código de lote.
REF	Número de referencia o de catálogo.

ST. JUDE

IF-2019-14106365-A

Director Técnico



	FO O
_~~	Fecha de fabricación.
99	Planta de producción
EC REP	Representante autorizado en Europa
(Ii	Consultar las instrucciones de uso
2	Un solo uso
STERROLZE	No reesterilizar
W	Fabricante
	Cantidad
	No lo utilice si el envase está dañado
<u></u>	Límites de humedad
€	Límites de presión
1	Límites de temperatura para almacenamiento
0086	Marcado CE de Conformidad Europea. Sello de conformidad con la Directiva del Consejo Europeo 93/42/CEE. Por la presente, St. Jude Medical declara que este dispositivo cumple los requisitos fundamentales y demás disposiciones pertinentes de esta directiva.
R	Venta de este dispositivo exclusiva a médicos e instituciones sanitarias.

ST. JUDE MEDICAL MARTINAS.A.
ALEJANG PAROZZA
APODERADA

ST JJUE MEDICAL ARGERTINA S.A.

IF-2019-14106365-APINEDAS PARTICULAR ARGERTINA S.A.

IF-2019-1410636-APINEDAS PARTICULAR ARGERTINA S.A.

IF-2019-1410636-APINEDAS PARTICULAR ARGERTINA S.A.

IF-2019-141063-APINEDAS PARTICULAR ARGERTINA S.A.

IF-2019-141063-APINEDAS PARTICULAR ARGERTINA S.A.

IF-2019-14106-APINEDAS PARTICULAR ARGERTINA S.A.

IF-2



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas Anexo

Número: IF-2019-14106365-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 8 de Marzo de 2019

Referencia: 1-47-3110-5152-18-3

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.


Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, csAR, cs=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, co=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA. serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.03.08 16:21:59-0300

Mariano Pablo Manenti Jefe I Dirección Nacional de Productos Médicos Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

443



Secretaría de Gobierno de Salud



CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente No: 1-47-3110-5152-18-3

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por St. Jude Medical Argentina S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Herramienta de Inserción de Electrodos y Extensiones.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 11-453 Electrodos Neurológicos. na

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): St. Jude Medical.

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: Indicado para facilitar la inserción del extremo del terminal de un electrodo, extensión o adaptador para neuroestimulación dentro de un cabezal de un generador de impulsos implantable (GII) durante la implantación de un sistema de neuroestimulación. $^{\circ 3}$

Modelo/s: 1803

Período de vida útil: 24 meses.

Forma de presentación: 5 unidades por envase.

Método de esterilización: Oxido de Etileno.

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede Central Av. de Mayo 869, CABA

Deleg. Mendoza Deleg. Córdoba Remedios de Escalada de Obispo Trejo 635, San Martin 1909, Mendoza Cordoba, Prov. de Mendoza Prov. de Córdoba

Sede Alsina Alsina 665/671, CABA

Sede INAME Av. Caseros 2161, CABA

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,

CO.TE.CAR., Paso de los

Libres, Prov. de Corrientes

Estados Unidos 25, CABA

Deleg. Posadas Roque González 1137, Posadas, Prov. de

Sede INAL

Sede Prod. Médicos Av. Belgrano 1480, CABA

Je

Deleg. Santa Fé Eva Perón 2456, Santa Fé. Misiones Prov. de Santa Fé in !

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: St. Jude Medical.

Lugar/es de elaboración: 6901 Preston Rd. Plano, TX 75024, Estados Unidos.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-961-279, con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-5152-18/3

Disposición Nº

3019/4

ABR. 2019

Dr. Waldo Belioso
Subadministrador Nacional
ANNAT