

# DISPOSICIÓN Nº 5080

BUENOS AIRES,

1 6 JUL 2014

VISTO el Expediente Nº 1-47-149-13-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

# CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones GE Healthcare Argentina S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Gestión de Información Técnica.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.







DISPOSICIÓN Nº 5080

Regulación e Institutes . A. N.M.A.T.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y 1271/13.

Por ello;

# EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

# **DISPONE:**

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Merge Healthcare, nombre descriptivo Sistema de procesamiento de imágenes y nombre técnico Sistemas de Imagenología Digitales de acuerdo a lo solicitado por GE Healthcare Argentina S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 157 y 48-134 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 3º.- Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1407-209, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 6º.- Registrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas

 $\mathcal{N}$ 



DISPOSICIÓN Nº

5080

Ministerio de Salud Secretaría de Políticas Regulación e Institutos A.N.M.A.T.

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese PERMANENTE.

Expediente Nº 1-47-149-13-4

DISPOSICIÓN Nº

OSF

5080

Wisings

Dr. OTTO A. ORSINGHER
Sub Administrator Nacional
A.N.M.A.T.

M



# ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

Nombre descriptivo: Sistema de procesamiento de imágenes.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-369 - Sistemas de Imagenología Digitales.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Merge Healthcare.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Visualización, análisis y generación de informes de estudios de imágenes de resonancia magnética, en exámenes de resonancia magnética para mamas, cáncer de próstata y enfermedades del hígado.

Modelo: CADstream.

Condición de venta: Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del fabricante: Merge Healthcare.

Lugar/es de elaboración: 900 Walnut Ridge Drive, Hartland, WI 53029, Estados

Unidos.

Expediente Nº 1-47-149-13-4.

DISPOSICIÓN Nº 5080

Sub Administrador Nacional A.N.M.A.T.



# **ANEXO II**

M

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

Which

Dr. 0110 A. ORSINGHER Sub Administrador Nacional





# PROYECTO DE ROTULO Anexo III.B – Disposición ANMAT Nº 2318/02 (t.o. 2004)

# CADstream® Sistema de procesamiento de imágenes

**Nombre del Fabricante: Merge Healthcare.** 900 Walnut Ridge Drive Hartland, WI 53029. Estados Unidos.

Importador: G.E. HEALTHCARE ARGENTINA S.A. Echeverría 1262/1264- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

**CADstream®** 

Sistema de procesamiento de imágenes

Número de Serie: xxxxxx

Fecha de fabricación.: dd-mm-aaaa



Director Técnico: Ing. Eduardo Domingo Fernández - MN 5363 COPITEC

ĺ

Autorizado por la ANMAT PM 1407-209

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Mariana Micucci

Ing. Eduardo Domingo Fernández





# Instrucciones de uso Disposición ANMAT Nº 2318/02 (to 2004)

# CADstream<sup>®</sup>

Software médico de análisis e informes (para imagen médica)

**Nombre del Fabricante: Merge Healthcare**. 900 Walnut Ridge Drive Hartland, WI 53029 – Estados Unidos

**Importador: G.E. HEALTHCARE ARGENTINA S.A.** Echeverría 1262/1264- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

**CADstream®** 

Sistema de procesamiento de imágenes

# Descripción del Producto:

CADstream® ha sido creado para la visualización, el análisis y la generación de informes de estudios de imágenes de resonancia magnética (IRM). CADstream® es compatible con la evaluación de datos de RM dinámicos obtenidos durante la administración de contraste. CADstream® realiza también otras funciones de procesamiento seleccionadas por el usuario (como registro de imágenes, sustracciones, mediciones, representaciones en 3D o modificaciones de formato).

CADstream® también incorpora funciones configurables por el usuario para la generación de informes de resultados de los estudios de IRM generales o de mama. Además, CADstream® asiste al usuario en la planificación de procedimientos de intervención guiados por IRM.

Interpretado por un médico especialista, este dispositivo proporciona información que puede ser útil para el reconocimiento, el diagnóstico y la planificación de intervenciones. Las decisiones acerca del tratamiento del paciente no deben basarse únicamente en los resultados de CADstream®.

CADstream® también puede utilizarse como visualizador de imágenes digitales de varias modalidades, incluidas las de ultrasonido y mamografía.

CADstream® no está pensado para la interpretación principal de imágenes digitales de mamografía.

# Instrucciones de Uso

A medida que CADstream obtiene estudios de RM, CADstream los procesa automáticamente (utilizando su protocolo de adquisición de imágenes estándar) antes de enviarlos a una estación de visualización.

Para que el procesamiento de CADstream sea más eficaz, elija un conjunto de protocolos de adquisición de imágenes de RM estándar y establezca un conjunto de preferencias predeterminadas de estudio para que CADstream genere los resultados

Mariana Micucci
Apoderada
3E Health Ardaning S.A.

En arth Domingo Femándaz TRAITÓR TECNICO

deseados sin intervención. Por lo general, las preferencias predeterminadas del estudios se configuran al instalar CADstream.

Una vez que CADstream ha procesado un estudio, éste se puede ver en una estación de visualización de CADalyst o en un PACS (sistema de comunicación y archivado de imágenes).

Si está utilizando CADalyst, puede realizar análisis adicionales mediante la estación de trabajo de CADstream o su ordenador (si se encuentra en la misma red que la estación de trabajo de CADstream).

Con CADalyst, es posible:

∃ver superposiciones de imagenes de angiogenesis con codigos de colores que representan la captación y el vaciado de contraste de estudios de mama y próstata. ∐ Ver curvas de captación de contraste dinámico en tiempo real.
□ Ver información de resultados y resúmenes.
□ Capturar y guardar imágenes estáticas y curvas de contraste dinámico en CADstream Portfolio o en un disco.
⊔ Guardar imágenes animadas en una ubicación de disco.
□ Registrar imágenes en series dinámicas o de sustracción.
Utilizar la característica opcional de <b>SureLoc</b> para identificar las coordenadas para las biopsias, localización de cables u otros procedimientos de intervención, así como para obtener las coordenadas de inserción y de medición de profundidad de la aguja con respecto a un marcador de referencia.

Para ver los resultados de los análisis de CADalyst, deben seguirse varios pasos que se describen en el procedimiento siguiente:

#### Para revisar un estudio de CADstream:

1 Revise el estudio procesado.

2 Realice, si lo desea, análisis adicionales. Dichos análisis pueden incluir:


- La visualización de curvas de captación de contraste dinámico en tiempo real en CADalyst.
- La realización de análisis de imágenes adicionales, además de la identificación de los resultados que habrán de incluirse en Portfolio.
- La realización de registros en series dinámicas y de sustracción.
- La definición manual de los parámetros de los procesamientos adicionales que habrá de efectuar CADstream.
- La utilización de la función SureLoc para ubicar con precisión un área de interés en el caso de procedimientos de localización o biopsia. /

3 Con CADalyst, añada imágenes y resultados de análisis a CADstream Portfolio.

Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNOCO

Apodorada

Hagintire Areenina STA





# La página Estudios:

La página Estudios aparecerá automáticamente una vez se haya accedido correctamente a CADstream. Si un paciente determinado tiene varios estudios, la lista incluirá un registro por separado para cada estudio. Si hay más estudios de los que se puedan ver en la página *Estudios*, aparecerá una barra de desplazamiento a la derecha de la ventana para poder ver la lista completa.



## Panel lista

Para cada estudio de la lista se facilita la siguiente información: localización, nombre del paciente, fecha del estudio, fecha de la última modificación, modalidad de la imagen, preferencia del estudio, estado revisado, estado del estudio, médico, estado DICOM, número de imágenes, número de entrada, ID del paciente y fecha de nacimiento.



Si otro usuario está procesando o viendo el mismo estudio, aparecerá el icono de bloqueo en la columna de localización. Cuando se bloquea un estudio, los demás usuarios pueden verlo en modo de sólo lectura.



Si se ha creado una cartera para un estudio en particular, aparecerá el icono de Portfolio junto a la casilla de verificación de revisión; tendrá acceso a él desde la página Estudios haciendo clic en el icono correspondiente.






Los iconos que aparecen en la columna Localización indican el lugar donde está situado un estudio y si se conserva o no. Los estudios pueden estar situados en el servidor de

Mafiant Micucdi
Apoderada
\*\* Use Moare Argentina S.A.

Ing. Eduardo Domingo Fernández

CADstream o en CADalog. Además, los estudios marcados FNIRAD para su conservación muestran también un icono especial. A la izquierda aparece una imagen de cada uno de los iconos. Si desplaza el puntero sobre cualquier icono de localización, se muestra la ruta de acceso al estudio. Asimismo, puede hacer clic sobre dichos iconos para seleccionar el estudio asociado.



El menú Filtro proporciona acceso al administrador de filtros y a varios filtros predefinidos y rápidos que puede utilizar para mostrar un subconjunto de estudios que cumplan unos parámetros específicos.



Exporta estudios a CADalog, a un dispositivo configurado compatible con DICOM de su red, a otra ubicación de la red o a un soporte extraíble. Si desea obtener información detallada acerca de la exportación manual de estudios, consulte "Exportación de estudios". Este botón aparece atenuado a menos que se haya seleccionado un estudio adecuado o uno de Portable.



Importa estudios desde CADalog, estudios de Portable o archivos DICOMDIR desde una ubicación en la red o desde un soporte extraíble. Para obtener información detallada sobre cómo importar un estudio, consulte "Importación de estudios".



Borra el estudio seleccionado. Debe disponer de privilegios administrativos para borrar estudios del servidor de CADstream. Este botón aparece atenuado a menos que se seleccione un estudio.



Si está activada la característica de borrado automático en su sistema, la opción de conservación le permite proteger los estudios seleccionados para que no se borren automáticamente de la base de datos de CADstream. Este botón aparece atenuado a menos que se seleccione un estudio.



Imprime la lista de estudios completa. Asegúrese de que la orientación horizontal esté definida en las preferencias de la impresora.


Apoderada

Ing. Eduardo Domingo Fernández



# Panel Recuperar Consultas

La característica Recuperar consultas permite realizar búsquedas y recuperaciones avanzadas de imágenes DICOM de dispositivos compatibles con DICOM correctamente configurados situados en su red.



# Preferencias del Estudio

Para ver la ventana Preferencias del estudio, haga clic en el nombre Preferencia del estudio de la ventana Estudios.

En función de su licencia, podrá ver los siguientes tipos de preferencias de estudios: Mama, SureLoc, Pelvis, Higado o Cuerpo.

Las preferencias de los estudios de diagnóstico están formadas por tres componentes. cada uno de los cuales tiene su propio panel en la ventana Preferencias del estudio: Importar, Procesar y Exportar. Las preferencias establecidas para cada uno de estos componentes se aplican a las imágenes de RM y, a continuación, son procesadas automáticamente por CADstream.

Nota Merge CAD considera necesaria la asistencia a una clase formativa antes de intentar cambiar por su cuenta las preferencias de estudio.

# El panel Importar

El objetivo del panel Importar es asignar series a alias.

El panel Importar está organizado a modo de tabla y muestra de manera gráfica la organización de los alias y las series en CADstream.

El cuadro de texto Preferencias de importación contiene el/nombre de la preferencia de importación: el nombre predeterminado consta del nombre del generador de imágenes y el de la descripción del estudio extraída del encabezado DICOM.


lana Mkoucci

coderada

Ing. Eduardo Domingo Fernández

DIRECTOR TECHNOO





# Las columnas de la tabla son:

Encabezado de la columna	Descripción				
Alias	Consiste en una lista de nombres definidos por el usuario (los alias) que representan las series que se procesan o se ven normalmente en sus diseños.				
Dinámica	Permite asignar la función que desempeña la serie dinámica en el procesamiento de AngioMap.				
	En casi todos los tipos de estudio, deberá asignar <i>Pre</i> como alias de la serie previa al contraste y <i>Máxima</i> como alias de la serie máxima, dependiendo de su protocolo. Asigne <i>Post</i> a todas las otras series dinámicas, excepto para el último alias de poscontraste de la serie dinámica, que debe denominarse <i>Retrasada</i> .				
	En el caso de los estudios hepáticos, asigne <i>Pre, Arterial, Portal</i> o <i>Retrasada</i> . Si su protocolo incluye varios puntos temporales durante la fase arterial, podrá asignar varias fases de este tipo. Los elementos dinámicos tan sólo se usan para las curvas de los estudios hepáticos.				
Series de adquisición asignadas	Permite asignar una serie específica del estudio a un alias.				
Criterios de coincidencia	Permite especificar cómo CADstream debe asignar automáticamente las series de adquisición a los alias en estudios importados con posterioridad.				

Mariar a Micucci

Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNICO






# Definición de las preferencias de Importación:

El proceso de definición de las preferencias de importación permite hacer coincidir una preferencia de importación con una preferencia de estudio específica.

Si se importa un archivo para el que no se han establecido preferencias de importación, el panel "Importar" puede parecerse al que se muestra en la imagen a continuación. El resaltado amarillo indica que los alias no se han asignado a las series dinámicas o a las series de adquisición.



Por otro lado, si se importa un estudio cuyo número de series dinámicas difiere del número de alias, un rectángulo amarillo cubrirá el encabezado de la columna *Dinámica*. Ajuste su lista de alias para que coincida con el número de series dinámicas.

Sea preciso en las selecciones, ya que, si selecciona una serie Pre o Máxima incorrecta en las preferencias de importación, CADstream podría distorsionar el análisis cinético y las superposiciones de AngioMap del estudio.



# Configuración de las preferencias de Importación


1 Desde la página *Estudios*, abra la ventana Preferencias del estudio haciendo clic en la preferencia del estudio deseada (puede encontrarla en la columna Preferencia del estudio). Seleccione el panel Importar, si no está ya seleccionado.

Marina Microci

ing. Eduardo Domingo Fernande



- 2 En el caso de las series dinámicas, cree sus alias dinámicos, asigne el tipo dinámico y, a continuación, la serie de adquisición.
- 3 En el caso de las series de difusión y las de otros tipos, cree sus alias y asigne la serie de adquisición.
- 4 Actualice las series Criterios de coincidencia. CADstream utiliza los criterios de coincidencia para asignar automáticamente las series a los alias en estudios importados con posterioridad. De forma predeterminada, se basa en la descripción de las series para hacerlas coincidir.
- 5 Para cambiar manualmente los criterios de coincidencia, haga clic en un elemento de la columna Criterios de coincidencia y, a continuación, elija Editar... Elija Descripción de serie o Función dinámica.



- **6** Repita los pasos del 3 al 7 para cada alias de la lista. Asigne las series de contraste *Máxima, Post* y *Retrasada* para calcular un AngioMap.
- 7 Establezca los criterios de importación como se explica en "Criterios de importación".
- 8 Establezca las preferencias de importación tal como se describe en "Configuración de importación" o en "Configuración de procesamiento".


#### Administración de Alias

El motivo principal del uso de alias es hacer que el procesamiento y los diseños sean menos susceptibles a los cambios de protocolo y de nombre de serie. Por lo general, a una serie se le asigna un alias que represente su posición en la serie dinámica o un nombre que indique el tipo de serie en cuestión; por ejemplo, desplazamiento químico o difusión.

Utilice la ventana Organizar alias de la serie. para editar los alias existentes, añadir alguno nuevo, reorganizarlos o seleccionar aquellos que deban aparecer en la columna Alias del panel Importar.

Esta lista de alias se guarda para su zona y se convierte en la predeterminada que se muestra

en el panel Importar al crear nuevas preferencias de importación.



CADstream se instala con un determinado número de aliás de series predefinidos adecuados para un protocolo de imagen básico. Sin embargo, es posible cambiar el

Mariana Micucci

ing. Eduardo Domingo Fernández elikacitok tito (100

nombre a un alias, añadir un nuevo alias y activar o desactivar alias existentes para creativa una preferencia de importación que coincida con su protocolo.

# Para añadir un alias de serie:

1 Utilice uno de los métodos siguientes para añadir un nombre de alias de serie a la lista Alias del panel Importar.

Si va a utilizar frecuentemente este alias en su centro, haga clic en el botón Nuevo... de la ventana Organizar alias... para que aparezca la ventana Nuevo alias de serie;

si se trata de un alias que se utilizará únicamente para este estudio, coloque el puntero sobre cualquier nombre de alias de serie y seleccione Nuevo... en el menú desplegable del nombre de alias para que aparezca la ventana Nuevo alias de serie.

2 Añada un nuevo alias de serie.

Haga clic en el botón de selección que corresponda para indicar si la nueva serie es dinámica, de difusión o de otro tipo. Si se trata de una serie de difusión, especifique un valor b en el cuadro de texto Valor b (que, posteriormente, aparecerán en la columna Dinámica).

- 3 Asigne un nombre al alias de la nueva serie.
- 4 Haga clic en el botón Guardar para almacenar los cambios.

# Para ocultar o mostrar un alias de serie mediante la ventana Organizar alias...:

Esta función resulta de utilidad para mostrar u ocultar varios alias al mismo tiempo.

- 1 Haga clic en el botón Organizar alias...
- 2 Para ocultar o mostrar un alias, coloque el puntero sobre la casilla de verificación contigua al nombre de la serie que desea ocultar o mostrar, y haga clic sobre ella.
- 3 Cuando acabe, haga clic en el botón Guardar.

# Para ocultar o mostrar un alias de serie mediante los nombres de alias del panel Importar:

Esta función resulta de utilidad para mostrar u ocultar un único alias.

1 Para mostrar un alias, realice lo siguiente:

En el panel Importar, haga clic en el alias que desee para ver el menú desplegable. Seleccione Mostrar para que aparezca un menú desplegable. Efectúe su selección; los menús se cerrarán y el alias seleccionado se añadirá a la lista.

2 Para ocultar un alias, realice lo siguiente:

En el panel Importar, haga clic en el alias que desee para ver la ventana desplegable. Seleccione Ocultar para quitar el alias seleccionado de la lista Alias del panel Importar.

Para borrar un alias de serie:

Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNICO




No confunda esta tarea con la desactivación de una serie para que no aparezca en la lista de importación o proceso. Si borra una serie de la lista, se elimina permanentemente de la lista Alias de Serie. La eliminación de un alias también podría afectar a sus diseños.

- 1 Abra la ventana Organización de alias...
- 2 Haga clic en el nombre de la serie que desea borrar. Fíjese en que el botón Borrar está activado.
- 3 Haga clic en el botón Borrar para eliminar la serie de la lista.

# Criterios de Importación

Utilice esta ventana para introducir criterios coincidencia específicos para presente estudio. guardarla, esta información convierte en se componente de coincidencia de las preferencias importación. Para permitir CADstream distinga estos estudios o protocolos de imagen de los asociados otras preferencias de importación, introduzca la



información que se le pide y seleccione cuantas opciones de la ventana Criterios de importación considere necesarias. Si, durante el proceso de importación del estudio, este último cumple los criterios establecidos en este panel, CADstream podrá asociar tales criterios con el estudio en cuestión y asignarle automáticamente esta preferencia de importación para su procesamiento. Si se selecciona más de un elemento para establecer tales coincidencias, CADstream tiene en cuenta todos los campos seleccionados.

Para seleccionar uno o más campos en esta ventana, haga clic en la casilla de verificación contigua. Si la casilla de verificación aparece en naranja, el elemento está activado.

# Configuración de Importación


Utilice Configuración... para indicarle a CADstream la manera de importar el estudio. Esto es, para especificar si, por ejemplo, desea que los estudios de mama sean sagitales, con obtención de partes izquierda y derecha.

Almacenamiento de una preferencia de Importación

Cuando acabe de establecer las preferencias de importación para un protocolo de adquisición y una preferencia del estudio determinados, introduzca un nombre descriptivo en el campo Preferencia de importación situado en el panel Importar, cerca de la esquina superior izquierda de la ventana Preferencias del estudio.

Mariana Micucci
Aco Jerosa
17 Magamenta Alega

Ing. Eduardo Domingo Fernández BIRESTOR YZSIJOS




# El panel Procesar

El objetivo del panel Procesar es la definición de una lista de parámetros de procesamiento de CADstream y su asignación a una preferencia del estudio estandarizada, para que futuros estudios con ajustes similares puedan procesarse automáticamente aplicando esta preferencia de estudio.

Desde la página *Estudios*, localice el paciente que desee y haga clic en su preferencia del estudio para abrir la ventana Preferencias del estudio. Asegúrese de que esté seleccionado el tipo de estudio adecuado en el campo Tipo de estudio y, a continuación, haga clic en el panel Procesar.

Configuración de Procesamientos (Configuración para estudios de mama)

Utilice Configuración... para indicarle a CADstream la manera de procesar el estudio.



Desde esta ventana, es posible:

☐ Activar o desactivar el registro de imágenes (estudios en el caso de los estudios de SureLoc).


☐ Establecer el margen elipsoidal predeterminado (sólo en estudios de mama).

Li Activar o desactivar el valor de porcentaje de afectación (sólo en estudios de mama).

Definición de series calculadas en función de series dinámicas

# Configuración de una serie MIP

La proyección de intensidad máxima (MIP, maximum intensity projection) es una técnica de representación volumétrica utilizada para identificar las zonas dentro del volumen de imagen que presentan la mayor intensidad de señal.



1 Localice la serie en la que desea basar la MIP. Es posible crear una MIP de cualquier serie pero, generalmente, se crean a partir de una serie de sustracción.

2 Haga clic en la barra superior del cuadro de la serie elegida y seleccione MIP en el menú desplegable para que aparezca la ventana MIP.

3 Establezca el número de pasos para la rotación.

En el espacio Número de pasos, utilice el control deslizante para seleccionar un valor entre 1 y 40 para establecer el número de pasos o imágenes necesarios para completar una rotación. Un mayor número de pasos producirá una rotación más suave.

Mariana Micucci
Apoderada

"-a'mogre Argentina " y

Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNICO





4 Si lo desea, reduzca la perturbación cardíaca en la caja torácica (sólo en el caso de los estudios de mama). (Esta opción está disponible sólo si la serie MIP se encuentra en la misma región que AngioMap.) CADstream puede enmascarar áreas de perturbación cardíaca identificadas durante la creación de AngioMap. Para activar esta función, coloque el puntero sobre la casilla Reducir la perturbación cardíaca y haga clic.

5 Elija una rotación predefinida o personalizada.

# Configuración de una serie MIP temporal

Una MIP (proyección de intensidad máxima) temporal es una serie creada a partir de las MIP interpoladas de sustracciones entre las series de precontraste y cada una de las series de poscontraste de las series del Angiomap seleccionadas. Las MIP temporales le permiten ver las características temporales junto con los datos de las imágenes comprimidas. En CADstream, las MIP temporales se crean a partir de las series de AngioMap.

- 1 Haga clic en cualquier parte del cuadro de procesamiento de AngioMap y seleccione MIP temporal en el menú desplegable para que aparezca la ventana MIP temporal.
- 2 Si lo desea, reduzca la perturbación cardíaca en la caja torácica (sólo en el caso de estudios de mama). CADstream puede enmascarar áreas de perturbación cardíaca identificadas durante la creación de AngioMap. Para activar esta función, haga clic en la casilla de verificación Reducir la perturbación cardíaca.
- 3 Si lo desea, desactive la interpolación temporal. Cuando se desactiva está función, se genera una imagen para cada serie de poscontraste. Si la interpolación temporal se encuentra activada, se generan imágenes múltiples entre cada punto de tiempo para mostrar la transición entre series. El número de imágenes interpoladas por paso varía según el número de series de poscontraste del estudio.
- 4 Establezca una rotación.

# Configuración de una serie MIP fina

Una MIP fina permite ver una serie completa como una colección o pila de MIP menores. Al crear una MIP fina, debe especificar el grosor del bloque y el formato de orientación. CADstream reúne las

Ing. Eduardo Domingo Fernández BIRBETOR TECHTOS

imágenes seleccionadas en bloques del grosor especificado en los que cada bloque se solapa con el siguiente hasta la mitad, y así sucesivamente. De este modo, todas las características resultan visibles dentro de un bloque en lugar de distribuirse, posiblemente, en dos bloques. Mientras la serie de entrada corresponda a la misma región que AngioMap (mama) y que la captación y vaciado (pélvica), una MIP fina también puede mostrar las superposiciones de AngioMap en imágenes de las series MIP finas de CAD~.

- 1 Haga clic en cualquier parte de un cuadro de serie o de un cuadro de procesamiento de sustracción y seleccione MIP fina en el menú desplegable para que aparezca la ventana MIP fina.
- 2 Establezca el grosor del bloque. Para establecer el grosor del bloque. Seleccione un valor de entre 1 a 50 mm utilizando el control deslizante del área Grosor del bloque.
- 3 Elija el formato deseado.
- 4 Si lo desea, reduzca la perturbación cardíaca en la caja torácica (sólo en el caso de los estudios de mama). (Esta opción está disponible sólo si la serie MIP fina se encuentra en la misma región que AngioMap.) CADstream puede enmascarar áreas de perturbación cardíaca identificadas durante la creación de AngioMap.

Para activar esta función, coloque una marca de verificación en la casilla de control Reducir la perturbación cardíaca.

# Modificación del formato de una serie

La opción de reproducción permite la creación de una serie reproducida a partir de cualquier serie.

Dependiendo de la serie de entrada, se mostrará una combinación determinada de opciones disponibles.

Marian*l*a Micucci

- 1 Haga clic en la barra superior del cuadro de una serie y seleccione Modificar formato en el menú desplegable para que aparezca la ventana Modificar formato.
- 2 Haga clic en la barra superior de un cuadro de serie dinámica o de un cuadro de procesamiento de sustracción y, seguidamente, seleccione Modificar formato en el menú desplegable para que aparezca la ventana Modificar formato.

3 Si lo desea, especifique una descripción personalizada para esta serie en el cuadro de texto Descripción personalizada; de lo contrario, acepte el nombre predeterminado que proporciona CADstream.

Ing. Eduardo Domingo Fernández BIRESTOR YESKISS



- 4 Fíjese en el nombre correspondiente a la opción Basado en la serie. Si ésta no es la serie correcta, vuelva al panel Procesar y seleccione la que corresponda.
- **5** Establezca el espaciado de secciones (en incrementos de 2 mm). Para establecer el espaciado de secciones, seleccione un valor de entre 0,5 mm y 10 mm utilizando el control deslizante.
- 6 Elija un formato. Haga clic en el menú Formato para que aparezca una lista desplegable de opciones de formato predefinidas y elija el formato deseado.

7 Cuando termine, haga clic en Aceptar.

La identificación del nuevo proceso se efectúa en virtud de su orientación y se ubica en la segunda barra del proceso del que se derivó (véase la imagen contigua). Para salir de esta ventana sin efectuar ningún cambio en las preferencias de estudio, haga clic en Cancelar.

# Modificación del formato para lograr la coincidencia con una serie

La opción de modificación del formato Hacer coincidir series permite establecer una correspondencia entre dos series cualesquiera que pueden haberse obtenido con diferente resolución, orientación o campo de visión. Esto hace que sea mucho más fácil establecer una correlación entre los resultados de ambas. Cuando se aplica una modificación del formato a una serie dinámica, CADstream también la aplica al AngioMap de la correspondencia.


1 Cuando se seleccione el formato Hacer coincidir series del menú desplegable Formato, aparecerá la ventana que se muestra en la imagen contigua.

2 Elija una serie en el menú desplegable Series para hacer coincidir.

Apoderada

F Healthrate Arganina 8'4'

Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR (1901)



# Definición de un mapa de ADC a partir de una serie de difusión

Si hay al menos dos series de imágenes ponderadas por difusión, CADstream puede crear un mapa de coeficiente de difusión aparente (ADC). Use las siguientes instrucciones para llevar a cabo esta tarea.

1 En el panel Procesar, haga clic en cualquier series de difusión.

2 En el menú desplegable, seleccione Mapa de ADC para mostrar la ventana Mapa de ADC (tal como se muestra en la imagen contigua).

3 Escriba una descripción personalizada en el campo de texto.

4 Seleccione la serie que desee para el mapa de ADC.

**5** Aplique el filtro de ruido de fondo.

**6** Especifique el intervalo personalizado del mapa de colores de ADC; defina los valores de ADC superior e inferior que se asignarán a los extremos blanco y negro del mapa de colores.

# Definición series incluidas en Otra serie

Varios son los tipos de series que se incluyen en Otra serie. De forma típica, aquí verá las series de imágenes potenciadas en T2, las de alta resolución, STIR y las de desplazamiento químico. En términos generales, el usuario crea alias de Otra serie para aquellas series que desea mostrar en sus diseños o que se usarán en el procesamiento. Además, en el caso de los estudios hepáticos, podrá registrar las series seleccionadas en las de la fase portal.

ing, Equardo Domingo Fernández

p. Eduardo Domingo Fema Colloet Rotoeria





#### Edición de series de Cad creadas automáticamente

# Para configurar una serie de sustracción

En ocasiones, quizás tenga que editar una serie de sustracción o, en el caso de AngioMap, cambiar el mapa de colores o ajustar los umbrales. Aunque no suele ser necesario, existe la posibilidad de establecer manualmente una serie de sustracción.

1 Haga clic en la barra superior del cuadro de una serie y seleccione Sustracción en el menú desplegable para que aparezca la ventana Sustracción.

2 Elija una serie Pre de la lista desplegable. Con ello, CADstream sustrae la serie Pre de la serie seleccionada (sobre la que hizo clic en el paso 1).

#### Edición de una serie de sustracción dinámica

CADstream crea una serie de sustracción para cada serie dinámica (en función de las series Pre seleccionadas). Lo único que puede editarse en estas series de sustracción es el nombre.

- 1 Desde la ventana Preferencias del estudio, acceda al panel Procesar.
- 2 Localice la serie de sustracción CAD~ que quiera editar; haga clic en el nombre y elija Editar.
- **3** Especifique una descripción personalizada para esta serie en el cuadro de texto Descripción personalizada; de lo contrario, acepte el nombre predeterminado que proporciona CADstream.

# Ajuste de los umbrales AngioMAp

CADstream le permite ajustar los umbrales de captación y vaciado de cada CADstream aplicación, salvo la hepática, que no muestra AngioMaps.

# Umbrales de Captación

Los estudios de cuerpo y de próstata pueden mostrar un mapa de captación independiente de las series dinámicas. Los umbrales de captación se basan en el porcentaje de cambio de la captación entre la serie Pre y la serie Máxima. Los píxeles con intensidad superior al umbral de captación media (o al umbral de captación rápida) son los únicos que tienen color y que se colocan en los mapas de colores.

Mapa de vaciado

Los colores del mapa de vaciado se basan en las características de vaciado (desde la serie Máxima a la Retrasada). Concretamente, los mapas de colores indican áreas de

Maria da Micucci Apoderada

ng, Eduardo Domingo Fernández BIREGTOR TECNICO



captación rápida o media de contraste, donde los diferentes colores representan el tipo de curva del vaciado: persistencia, estabilización o vaciado. Hay una gran variedad de colores para los mapas de vaciado, y puede elegir un mapa de color que se adapte a sus necesidades.

Cuando la diferencia de intensidad del píxel entre la serie máxima y la seria previa al contraste esté por debajo del filtro de fondo, esta información no se incluirá en la superposición de AngioMap.

# El panel Exportar

Utilice el panel Exportar para establecer las preferencias de exportación predeterminadas para un protocolo de estudio específico. Existen seis formatos de exportación:

CADalog, datos BI-RADS®, Portable CADalyst, Portfolio y archivos DICOM y DICOMDIR.

Para obtener información detallada sobre la configuración de los procesos de exportación, consulte "Exportación de estudios".


#### Visualización de un estudio

Para ver un estudio, haga clic en el nombre de un paciente en la columna titulada Nombre. Aparecerá la ventana CADalyst, que muestra el estudio séleccionado.

Apoderada (1)

Ing. Eduardo Domingo Famández
DIRECTOR TECNICO





# Menú Control (se accede haciendo Click en el botón derecho)

CADalyst proporciona un menú, denominado Control, al que puede acceder desde dentro del área de visualización de la imagen. Para mostrar el menú Control, coloque el puntero en cualquier

lugar del área de imagen de la visualización de CADalyst y haga clic con el botón derecho. En los

modos de visualización múltiple, el menú Control está asociado con el panel de imagen activo (el

panel donde está situado el puntero cuando se hace clic con el botón derecho).

El menú Control consta de varias zonas, que se describen/a continuación.

thoara Argantina SA:

Ing. Eduardo Domingo Fernandez DIRECTOR TECHNOO



#### **Herramientas**

Acceso rápido a las herramientas de visualización de imágenes. Haga clic en el icono para acceder a la herramienta. Haga clic sobre la barra con un punto debajo de w/l, ampliación



o panorámica para restablecer la configuración predeterminada correspondiente. Consulte "Herramientas".

#### **Análisis**

Las herramientas de análisis del menú Control permiten realizar procesamientos adicionales en las series CAD~.



En los estudios que muestran AngioMaps, las curvas se representan como un porcentaje de cambio de la intensidad del píxel respecto a la intensidad del píxel de la serie previa al contraste. En los estudios hepáticos, las curvas se representan como la intensidad real en vez del porcentaje de cambio. En los estudios con mapas de ADC, se pueden ver las estadísticas de las regiones de interés en el mapa de ADC.

La herramienta Marcar pezón permite marcar rápidamente la localización del pezón mientras se examina cualquier serie dinámica o cualquier serie CAD~ originada a partir de una serie dinámica.

SureLoc es una herramienta de orientación que le ayuda a calcular las coordenadas del objetivo para la biopsia, la localización de cables u otros procedimientos de



intervención. Si desea obtener información detallada acerca de SureLoc, consulte "SureLoc (componentes opcionales para estudios de mama)".

## Visualización de imágenes

Utilice el área Series para seleccionar series u otro estudio para el mismo paciente (si existe).



Si a un paciente se le han realizado varios estudios, éstos se identifican mediante el ID de paciente o mediante la

FDN y el nombre o el apellido (sin tener en cuenta los espacios en blanco ni las mayúsculas/ minúsculas).

Seleccione el estudio deseado del menú desplegable de estudios haciendo clic en la fecha.

# Opciones de Instantánea

Cuando está activado el botón de selección Portfolio, todas las imágenes estáticas se envían a la cartera.



Cuando está activado el botón de selección Guardar, se envían todas las instantáneas de imágenes estáticas a una ubicación de red, de disco o a un CD o DVD. Estos botones afectan también a las opciones de instantánéa que se pueden ver en las

ventanas Curvas y ADC.

Mariana Micucci

THeathnam Arganina SA

Ing. Eduardo Domingo Fernández



Ing. Eduardo Domingo Fernández

#### Película...

Haga clic en el botón Película... para ver y guardar las imágenes animadas. Independientemente de la opción de instantánea que se seleccione, siempre puede ver y guardar las imágenes animadas en una ubicación de red.

#### Orientación

Haga clic en cualquiera de estos botones para cambiar la orientación de las imágenes

#### Herramientas de Visualización de series

Existen dos maneras de acceder al menú de las series: desde el área de visualización de imágenes o desde el menú Control. En este menú se puede hacer clic en cualquier serie para mostrarla en el panel de imagen actual. Las siguientes teclas rápidas permiten navegar través de las series mientras se visualizan imágenes en CADalyst. \

Teclas rápidas: Desplácese por todas las series pulsando las teclas de dirección izquierda y derecha del teclado. Haga clic y arrastre el ratón hacia la derecha o la izquierda para desplazarse por las series dinámicas (o sustracciones).

# HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES

Existen varias maneras de ver las imágenes de una serie:
☐ Utilizar la herramienta de imagen en miniatura para seleccionar una imagen específica de una serie de imágenes en miniatura.
☐ Utilizar la función de reproducción automática.
□ Pulsar las teclas de dirección arriba y abajo en el teclado.
□ Hacer clic y arrastrar el ratón hacia arriba o abajo.
☐ Utilizar la rueda de desplazamiento del ratón.



# FOLIO THANK

# Herramienta de imagen en miniatura

La herramienta de imagen en miniatura que se encuentra en cada panel de imagen (véase la imagen contigua) proporciona acceso a representaciones en miniatura de las imágenes contenidas en una serie.

1 Haga clic en el icono de imagen en miniatura del panel de imagen para mostrar la ventana de imagen en miniatura.

2 En la presentación de imágenes en miniatura, haga clic sobre la imagen que desea mostrar a tamaño completo.

# Función de Reproducción Automática

La función de reproducción automática aparece en'todos los paneles de imagen que contengan más de una imagen en la serie. Mediante esta función es posible desplazarse automáticamente a través de las imágenes de un panel de imagen.

# Vinculación

De forma predeterminada, todas las series están vinculadas y las secciones se alinean automáticamente en función de su posición. Cuando las imágenes están vinculadas, los efectos seleccionados de panorámica y ampliación se aplican a todas las imágenes mostradas

Puede desactivar la vinculación en una serie haciendo clic en el icono de vínculo. Esta herramienta le permite, además, ajustar las desviaciones de posición de las secciones entre dos o más series. La tabla siguiente describe la función de todos los iconos de vínculo.

La serie se ha vinculado. Las panorámicas, ampliaciones y desplazamientos se realizarán en sincronía con otras series visualizadas. Haga clic para desvincular.

La serie se ha desvinculado. Las panorámicas, ampliaciones y desplazamientos se realizarán independientemente de las otras series. Desplace las series hasta la posición deseada y haga clic en Volver a vincular. El icono cambia para mostrar el estado de desviación.

La serie se ha desviado. Esto indica que ha modificado la desviación de la serie. Para restaurar la vinculación original, haga clic en el icono de restablecer a la derecha del icono de desviación.

Herramientas

Las herramientas siguientes se encuentran en el menú Herramientas y en el menú Control de CADalyst.

Apoderada

Healthcare Argentina S At

ng. Eduardo Domingo Fernández



# Herramienta de selección

Haga clic para seleccionar un objeto (volumen, curva, ángulo de enfoque; etc.).

Gire la rueda del ratón para el desplazamiento rápido hacia arriba o hacia abajo de una sección a otra, y haga clic y arrastre a la izquierda o derecha para desplazarse de una serie dinámica a otra.

Haga clic en una zona de imagen para desplazarse en 3D por todas las imágenes hasta la localización deseada.

Teclas rápidas: Esc

Haga doble clic con el botón derecho.

#### Anchura/ Nivel de la ventana

Haga clic con el botón derecho y arrastre de arriba a abajo y de izquierda a derecha mientras esté en cualquier modo para ajustar la anchura o el nivel de la ventana.

Tecla rápida: Ctrl + W (anchura/nivel de la ventana predeterminados)

# **Ampliación**

Sitúe el ratón sobre la localización de interés y luego haga clic y arrastre hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel de ampliación. La localización queda centrada en la ampliación.

Teclas rápidas: Ctrl + F (ajustar a la ventana) Ctrl + Z (ampliar) Alt + Z (reducir)

# **Panorámica**

Haga clic y arrastre hacia la izquierda o la derecha para mover la imagen dentro de los límites de la ventana (ver una panorámica).

Tecla rápida: Ctrl + P

#### Anotación de Texto

Haga clic y arrastre para introducir una llamada y luego escriba el texto deseado en el lugar indicado. Para borrar una anotación de texto, selecciónela y pulse la tecla Supr del teclado.

Tecla rápida: Ctrl + A

# Anotación de Reglas

Haga clic y arrastre para mover la regla a través del área de interés; la medición

aparece automáticamente. Para borrar una anotación de reglas, selecciónela y pulse la tecla Supr del teclado.

Tecla rápida: Ctrl + D

#### Cartera

Sólo existe una cartera para cada estudio y las imágenes colocadas de modo automático y de modo manual van a la misma cartera. No se pueden utilizar las herramientas de

riana Mid

ing, Eduardo Domingo Fernández

DIRECTOR TECHNOO



edición de la cartera para las imágenes generadas automáticamente, aunque puede utilizarlas en las imágenes colocadas de modo manual.

Al utilizar la función de cartera, tenga en cuenta lo siguiente:

- No utilice la cartera como una herramienta de diagnóstico; sólo es una parte de un informe de radiología completo.
- Antes de crear una cartera, revise todos los datos e imágenes de la ficha Portfolio para asegurarse de que todos los datos se muestran de la forma esperada.
- Revise la cartera (Portfolio | Ver) antes de imprimir o enviar correos electrónicos para garantizar que las lesiones seleccionadas tienen la localización y orientación correctas y que muestran las etiquetas deseadas.
- Tras la impresión de la cartera, compare la copia impresa con la versión electrónica para asegurarse de que coinciden totalmente. Preste especial atención al color, ya que el proceso de impresión puede no reproducir el color deseado.

#### Ver

Para ver la cartera: en el menú principal, haga clic en Portfolio | Ver. La cartera aparece en un documento PDF.

#### Editar

Para editar la cartera: en el menú principal, haga clic en Portfolio | Editar para mostrar la ventana de edición de cartera. Puede borrar de una cartera objetos añadidos de forma manual y utilizar los comandos cortar y pegar para reorganizarlos.

# Correo Electrónico

El comando Correo electrónico envía la cartera, como documento PDF adjunto, a la cuenta de correo electrónico asociada a su ID de usuario.

# Impresión DICOM

Utilice este comando para imprimir los contenidos de CADstream Portfolio en una impresora DICOM de la red.


**Nota:** Al imprimir resultados, asegúrese de comparar las copias impresas con las electrónicas antes de utilizarlas con fines de diagnóstico.

#### Exportar como instantáneas

Puede exportar todas las imágenes de una cartera como archivos JPEG. Estos archivos, junto con la versión en PDF de la cartera, se exportan a una localización de la red y se colocan en una carpeta con el nombre del paciente. Cada imagen se exporta como imagen JPEG para que pueda pegarlas en otros documentos, si lo desea. Esta característica resulta útil si desea preparar una presentación o colocar las imágenes en su propio informe.

Maryana Micudol Apoderada Pagiingara Arganiina S A

Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECKICO



# Configuración de una cartera

Utilice el panel Configuración de la página Configuración de Portfolio para definir los ajustes de la zona en tipos de estudio específicos (de mama, de próstata, de hígado o de SureLoc). Por ejemplo, si está viendo un estudio de mama y realiza cambios en el panel Configuración de la ventana Configuración de Portfolio, los nuevos ajustes se aplicarán sólo a los estudios de mama.

Fn el menú Portfolio. Configuración de Portfolio... para aparezca la ventana Configuración de Portfolio y, si fuera necesario, haga clic en el panel Configuración para activarla. Recuerde que estos ajustes se aplicarán sólo a las imágenes que añada manualmente a la cartera. No anulan ninguna selección de diseño de página que haya hecho para la cartera automática.

#### Resultados de mama

Apoderada

Arganting RA

Se pueden mostrar resultados de cualquier área para la que se hayan generado superposiciones de AngioMap.

CADstream también puede utilizarse como visualizador de imágenes digitales de varias modalidades, incluidas las de ultrasonido y mamografía. Tenga en cuenta, de todos modos, que CADstream no está pensado para la primera interpretación de las imágenes digitales de mamografía, dado que están comprimidas y no son imágenes de diagnóstico con calidad.

Al interpretar los resultados de CADstream, Merge CAD le recomienda que contemple todos los factores que pueden afectar a la evaluación cinética y de AngioMap de las lesiones, entre los que se incluye el protocolo de exploración, la inyección de contraste, el tipo y dosis de contraste, el flujo de sangre del paciente, la captación y el filtro de fondo, el movimiento del paciente, las perturbaciones de imagen y las máscaras de las áreas cutánea y cardíaca.

Debería examinar las siguientes áreas para calcular las características de mejora de un estudio:

☐ Evalúe las máscaras de las áreas cutánea y cardíaca, y compruebe la presencia en esta última área de las formas de curva esperadas (la captación en la serie máxima designada y luego el vaciado).

☐ Vea las sustracciones para identificar las áreas de aumento en la mejora.
☐ Observe con atención la superposición de AngioMap.
☐ Visualice las curvas correspondientes a las áreas de mejora que no tienen colores en la superposición de AngioMap (pueden ser de mejora lenta [por debajo del umbral de captación], estar por debajo del filtro de fondo [BajaDif ] o tratarse de pequeñas áreas aisladas que se filtraron).


Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNICO

5080/

☐ Alterne entre imágenes registradas y no registradas. Además, Merge CAD recomienda que revise cuidadosamente <i>todas</i> las imágenes de una región para asegurarse de que:
□ No ha pasado por alto áreas desconectadas de las lesiones.
□ Las distancias calculadas hasta los puntos de referencia (pezón, piel y pared torácica) son válidas; ajústelas, si es necesario, antes de incluirlas en los informes.
□ No le han inducido a error las dimensiones de volumen influidas por la función de reducción automática (los cálculos del volumen pueden exagerarse o subestimarse.

# Superposiciones de AngioMap para estudios de mama

En los estudios de mama, sólo se puede visualizar el mapa de vaciado de AngioMap. El mapa de vaciado de AngioMap se activa y desactiva mediante un interruptor de conmutación situado en la esquina superior izquierda de todas las series que pueden mostrar AngioMaps.




# Para mostrar AngioMaps y umbrales:

- 1 Visualice las imágenes que desee.
- 2 Si los conmutadores de AngioMap están poco iluminados, coloque el puntero sobre el icono de AngioMap y haga clic con el botón del ratón. Esta acción activa las superposiciones de AngioMap.
- Si la visualización de AngioMap está activada pero no se ven superposiciones en la imagen, es posible que deba desplazarse para encontrar las imágenes que contienen las superposiciones.
- 3 Para alternar entre los umbrales rápidos y medios (si están disponibles), haga clic en el valor de porcentaje. Aunque los ejemplos anteriores muestren una captación rápida del 100% y una captación media del 50%, esto puede variar según el modo en el que se havan definido los umbrales durante la configuración del proceso.

Mariane Micucol
Apoderada
Heathcare Argentina P. Ar

Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNICO



#### Panel Resultados de la mama

El panel Resultados le permite ver los resultados seleccionados para uno o varios volúmenes calculados y un resumen de los resultados. Si cuenta con privilegios de administrador, puede también utilizar las herramientas del panel Resultados para definir diseños para la función de la cartera automática.

El panel Resultados presenta una serie de fichas que

contienen seleccionac se seleccion Estas fichas	lo. Esta: na una l	s fichas n esión.				
Revisar la     Ver las nel plano y ecentímetros volumen of afectación anatómica; referencia a    Revisar la    Revisar la	medicior I tamaño para o porcent y la dist anatómic a morfol a cinétic valuacion sumen d	les de la contra de la capsulamicual del cancia de la de la le la le los resultations de la le los resultations de la le los resultation de la le la le la le los resultation de la le la	lesión men de ido; los iento volume la lesión a lesión sión sel lesión E ultados.	(los diá la angi s diámo elipsoid en en n a los selecci secciona BI-RAD	iografía etros y dal y la regi puntos onada. ada.	en el la ón

# Utilice uno de los métodos siguientes para visualizar el panel Resultados:

Haga clic con el botón derecho del ratón para mostrar el menú Control y seleccione Resultados;

<del>--o--</del>

elija Herramientas | Resultados;

<u>--</u>о--

--o-

haga clic en cualquier parte de la barra gris delgada ubicada en la parte izquierda del área de visualización de CADalyst.

#### Para añadir o ver un volumen de la lista de lesiones:

1 Acceda al panel Resultados.

2 Localice una lesión de interés en el diseño. Coloque el puntero sobre la lesión y haga clic. Si no se encuentra ya en la lista, la lesión se añadirá;

3 para ver los resultados de volúmenes individuales, haga clic en el nombre del volumen deseado en la lista de lesiones. CADstream actualiza el pánel Resultados y la visualización de la imagen para reflejar la información del volumen seleccionado.

Mariana Micucci
Appderate Argentina SA

Ing. Eduardo Domingo Fernández



#### Diseños

Merge CAD recomienda guardar un diseño por cada una de las fichas del panel Resultados. Los diseños guardados se adjuntan a una preferencia de estudio específico; de esta forma, quedan disponibles para todos los estudios que utilicen la misma preferencia. Al hacer esto, evita tener que volver a crear el mismo diseño cada vez que visualice un estudio similar.

# Ficha Localización y tamaño

La ficha Localización y tamaño contiene toda la información sobre la localización y la distancia (véase la imagen contigua). Para abrir la ficha Localización y tamaño, haga clic en cualquier parte de su barra de título.

Para la ficha Localización y tamaño se recomienda el diseño de reconstrucción multiplanar, que permite evaluar las distancias a puntos de referencia y las mediciones de volumen y tamaño incluidas.

# Ajustar tamaño

Utilice esta función para incluir lesiones cercanas del volumen o para reducir el tamaño del volumen para que el resultado refleje de manera más precisa lo que desea informar como resultado único. Al seleccionar cualquier botón, se actualizan la pantalla y todas las mediciones para reflejar los cambios realizados.

#### Localización

Esta área contiene un diagrama esquemático de tres vistas diferentes de la mama (coronal, caudal axial/craneal y lateral sagital/media). En cada vista, la ubicación aproximada de cada volumen seleccionado está indicada por un pequeño cuadrado (■).

Para ajustar la localización de la lesión en el diagrama, coloque el puntero en cualquiera de los diagramas. La forma del puntero cambiará a una pequeña caja (().Coloque el centro de la (()) en la nueva localización y haga clic.

# Distancia (cm) del borde a

CADstream calcula automáticamente las distancias desde el pezón, la piel y la pared torácica y muestra esta información en el área Distancia. Estas distancias se denominan puntos de referencia torácicos

Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TECNICO

Los puntos de referencia torácicos no siempre se encuentran fácilmente. Para localizar los puntos de referencia, utilice el botón lr a ubicado a la derecha de los nombres de los puntos de referencia.

# Para ir a los puntos de referencia:

- 1 Si la ficha Localización y tamaño se encuentra contraída, amplíela haciendo clic en cualquier parte de la barra gris.
- 2 Si es necesario, haga clic en cualquier parte del texto Distancia (cm) del borde a para ampliar la subficha.
- 3 Vaya a la localización de un punto de referencia.

Haga clic en el botón Ir a (Pezón, Piel o Pared torácica) para mostrar la localización del punto de referencia seleccionado en la sección correspondiente. El punto de referencia del pezón se indica mediante un triángulo ( $\triangle$ ), el punto de referencia de la piel se indica mediante un círculo ( $\bigcirc$ ) y la pared torácica se indica mediante un cuadrado ( $\square$ ). La medición del pezón también incluye una medición radial que representa la distancia de la lesión al pezón, vista como en el plano coronal.

4 Active la superposición de los puntos de referencia torácicos (sitúe el puntero en un panel de imagen y pulse Ctrl + B).

Es importante que valide la ubicación de todos los puntos de referencia antes de incluirlos en su cartera. Si fuera necesario, puede mover los marcadores para que reflejen con más precisión la localización de los puntos de referencia, tal como se describe en "Para mover los marcadores de distancia de los puntos de referencia:".

Para incluir las distancias de los puntos de referencia en Portfolio:

- 1 Haga clic en la casilla de verificación asociada a cada punto de referencia cuyas mediciones de distancia quiera que aparezcan en Portfolio.
- 2 Para excluir estas mediciones, contraiga el área Distancia.

Si fuera necesario, puede mover los marcadores de distancia para que reflejen más exactamente la localización de un punto de referencia. A continuación, se describen los pasos para mostrar y mover marcadores de distancia.

# Para mover los marcadores de distancia de los puntos de referencia:

1 Configure la presentación, seleccione un volumen y haga clic en cualquier parte del texto distancia (cm) del borde a, como se describe anteriormente.

2 Utilice una de las técnicas siguientes para mover un marcador.

Coloque el puntero sobre el marcador hasta que se convierta en una flecha de dos puntas, haga clic y arrastre el marcador a la localización deseada en la misma sección;

coloque el puntero sobre el marcador hasta que se convierta en una flecha de dos puntas y haga clic. Desplácese o utilice las teclas de dirección para trasladarse a la sección que desee. Cuando llegue a la sección deseada, haga clic en la nueva ubicación donde quiere colocar el marcador.

Ing. Eduardo Domingo Fernández

oderada 19 Amantina a.c.



#### Tamaño

Si no ve todo lo descrito en esta sección, haga clic en cualquier parte del texto Tamaño para mostrar la sección completa. CADstream muestra automáticamente la

información del tamaño de esta área, que incluye los diámetros en centímetros (cm) y el volumen de angiografía en centímetros cúbicos (cc) del volumen seleccionado. Si la sección está contraída. las mediciones de volumen no se añadirán a la cartera.

Para ajustar la longitud de los diámetros, seleccione una lesión. En un panel de imagen, mueva el puntero a una lesión seleccionada. Cuando coloque el puntero sobre la lesión, aparecerán asas en cada extremo de las líneas de diámetro y el puntero se convertirá en una flecha de dos puntas. Haga clic sobre un asa y arrástrela a la localización que desee. Las mediciones se actualizan automáticamente en la imagen y en el área Tamaño del panel Resultados.

# **Encapsulamiento Elipsoidal**

Si no ve todo lo descrito en esta sección, haga clic en cualquier parte del texto Encapsulamiento elipsoidal (margen de xx mm) para mostrar la sección completa. Si la sección está contraída, las mediciones de encapsulamiento elipsoidal no se añadirán a la cartera.

Las mediciones de encapsulamiento elipsoidal siempre incluyen la asignación de margen, si existe. La información que se muestra incluye datos de margen, diámetros. datos de volumen y el valor porcentual de afectación. El margen se establece en el panel Procesar, en Configuración.

# Ficha Morfología

En la ficha Morfología hay un formulario en el que se pueden seleccionar descripciones de lesiones estandarizadas del léxico de BI-RADS©. Para abrir la ficha Morfología, haga clic en cualquier parte de su barra de título.

Para el diseño de la ficha Morfología, elija una MIP, una representación de volumen en 3D y series que le permitan evaluar todas las características morfológicas. Amplíe la serie para evaluar de eficaz, rápida v manera más sencilla características.

> Mariana Micuco Apoderada Hinalthoare Argentina SA:

Ing. Eduardo Domingo Fernández COMPET ROTOSAND





#### Para describir la lesión:

- 1 Abra la ficha Morfología haciendo clic en su barra de título. Verá una imagen similar a la que se muestra a la derecha.
- 2 Seleccione el tipo de lesión. Sólo puede seleccionarse un tipo. Si selecciona Foco/Focos, no existen más opciones. Si selecciona Masa o Sin masa, la tabla se amplía para mostrar opciones adicionales. Puede seleccionar un elemento de cada sección.
- 3 Si lo desea, puede ver una película temporal que muestra la captación de contraste de la lesión seleccionada. Haga clic en el botón Película temporal... para ver o guardar la animación en una ubicación de red seleccionada.

# Representación de volumétrica (en 3D)

Los volúmenes representados de CADstream se calculan mediante la suma de los volúmenes de todos los píxeles contiguos de AngioMap. El volumen del píxel se calcula utilizando las dimensiones de píxel X-Y y la localización Z especificadas en el encabezado DICOM. Las ubicaciones Z se utilizan para la distancia determinar entre secciones y calcular correctamente el volumen.

# Para ver un volumen representado (en 3D):

iriana Micucci

ApodeAda

1 En cualquier panel de imagen, elija Representación volumétrica. Tras unos segundos, aparecerá una imagen en 3D del volumen calculado.

2 Utilice la función de reproducción automática para mostrar automáticamente todas las vistas del volumen o los volúmenes con el tejido de alrededor,/También puede colocar el puntero en el volumen, hacer clic y arrastrarlo hacia cualquier dirección para ver todos los aspectos del volumen.

Eduardo Domingo Fernández





#### Ficha Cinética

ficha proporciona La Cinética una representación gráfica de la composición cinética y una curva de contraste dinámico representativa los resultados para seleccionados. Seleccione un diseño que le permita evaluar la cinética. Las MIP temporales, series dinámicas. una superposición de AngioMap o una serie de sustracción son buenas opciones.

ficha miten:	Cinética	contiene	elementos	que
para		s de capta	ción de cont ación máxim	
repi	resentativa		ación de la d , que se ind artera.	
	er la comp ultado.	osición cin	ética del	
	Suardar la ed selecci	_	en una ubic	ación

#### Ficha Evaluación

La ficha Evaluación permite añadir, por cada resultado, una evaluación de la lesión, una recomendación y comentarios.

## Para introducir una evaluación en un resultado:

1 Cuando el panel Resultados se encuentre visible, haga clic en cualquier parte de la barra de la ficha Evaluación.

2 Haga clic en la flecha hacia abajo de Evaluación para mostrar una lista predefinida de evaluaciones de BI-RADS©. Elija un elemento de dicha lista.

eriana Milicucci Apoderada

Ing. Eduardo Domingo Farnández





- 3 Haga clic en la flecha hacia abajo de Recomendación para mostrar una lista predefinida de recomendaciones y elija una. Puede editar esta lista de recomendaciones mediante la herramienta Organizar lista... o introducir directamente una recomendación de su elección que no se guarda en la lista.
- 4 Añada comentarios adicionales.

#### Auto Portfolio - Resultados

La ficha Auto Portfolio – Resultados contiene controles que permiten:

□ Ver los ajustes del diseño de la página actual para las páginas de resultados.

☐ Anular ajustes de las páginas de resultados de cartera automática de determinadas lesiones.

☐ Definir y guardar un diseño de cartera definido por el usuario para la preferencia de estudio actual (sólo con privilegios de administrador).

Establecer los ajustes generales y de cartera automática (sólo con privilegios de administrador).


Mariana Micucci Apoderada F Healthcare Argentica S

#### Nota

Revise siempre la cartera (Portfolio | Ver) antes de imprimir, enviar por correo electrónico o exportar para asegurarse de que contiene los datos deseados. Los informes automáticos pueden añadir imágenes y datos no deseados.

Si desea resultados predecibles en su cartera, debe definir y guardar un diseño predeterminado para las páginas de resultados. Este diseño predeterminado se encontrará disponible para todos los estudios que tengan las mismas preferencias del estudio.

Eduardo Domingo Fernández BRECTOR TECNICO



Área	Descripción
La sección de resultados incluye	Esta área muestra el diseño de la página seleccionada actualmente. El valor se establece en la ventana Configuración de Portfolio
Página de resultados (nombre del resultado)	Esta área contiene dos botones que permiten anular las imágenes que se muestran actualmente o volver al diseño predeterminado guardado: Anular valores predeterminados y Restablecer.
Anular valores predeterminados	Pulsando este botón se anula el diseño que se muestra del resultado actual. Es decir, se pueden cambiar imágenes específicas y el número de imágenes que se muestran y, a continuación, actualizar la cartera con la nueva organización haciendo clic en el botón Anular valores predeterminados.
Restablecer	Utilice este botón para volver al diseño de cartera predeterminado guardado para el resultado actual.
Configuración	La configuración actual para la preferencia del estudio se puede ver en la ventana Configuración de Portfolio.
Configuración de Portfolio	En esta ventana se puede ver la configuración general y de cartera automática para la preferencia del estudio actual.
Diseño de las páginas de resultados	Para cambiar el diseño de la página Resultados, abra el menu desplegable y seleccione un diseño predefinido. La pantalla se actualiza para reflejar el cambio. Establezca las series y superposiciones deseadas y haga clic en Guardar como predeterminado.

ing Eduardo Domingo Fernández BIRECTOR TECNICO



## Resultados de Resúmen

La ficha Resumen permite ver un resumen de los resultados de todas las lesiones de cada mama y determinar qué imágenes deben aparecer en la cartera automática. La ficha Resumen aparece siempre que no se seleccione ningún resultado.

Haga clic en Resumen ID en la parte superior de la lista de volúmenes para que aparezca la ficha Resumen. Esta área presenta un resumen de los resultados de todas las lesiones enumeradas de ambas mamas.

## En la tabla siguiente se describen los detalles del panel Resumen.

Area	Descripción
Mejora parenquimal	Estos ajustes describen el nivel de mejora parenquimal de fondo y el tipo de simetría (simétrica o asimétrica) de la mama.
Otros resultados	La lista desplegable asociada a esta opción contiene una lista de resultados adicionales extraídos del léxico de BI-RADS®. Seleccione tantos como desee (la casilla de verificación será naranja cuando un elemento esté seleccionado).
Mama izquierda/ mama derecha	Las áreas de mama izquierda y derecha permiten asignar una evaluación de resumen, una recomendación y comentarios para cada mama. Cada área muestra de manera automática el número de lesiones que se han seleccionado y el volumen de angiografía total para cada mama. La evaluación de resumen procede del léxico de BI-RADS®.
Evaluación de resumen	Utilice el área Evaluación de resumen para elaborar informes de los resultados con el léxico de BI-RADS®.
Recomendación	El menú desplegable Recomendación presenta una lista de recomendaciones en función de la zona. Seleccione un elemento de dicha lista.
Comentarios	Le permite anadir sus propios comentarios.

Mariana Micucci
Apoderada
Healthsare Argentila 6 A:

ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNICO



#### Ficha Auto Portfolio - Resúmen

Cuando la función Auto Portfolio –Resumen está activada y correctamente configurada, CADstream añade automáticamente los siguientes elementos de resumen a la cartera:

Una portada que contiene los datos del resumen e imágenes en miniatura de cada lesión enumerada. Entre estos datos se incluye la localización de la lesión (lateralidad, cuadrante, profundidad).

Una página de resumen MIP, generalmente (pero no necesariamente), una colección de imágenes MIP, que permite ver todas las lesiones en formato 3D.

La ficha Auto Portfolio – Resumen contiene controles que permiten:

☐ Ver los ajustes del diseño de la página actual.

☐ Actualizar o restablecer el diseño de la página MIP de resumen (sólo con privilegios de administrador).

☐ Establecer los ajustes de la cartera automática específicos de determinadas zonas (sólo con privilegios de administrador).

Si desea resultados predecibles en su cartera, debe definir y guardar un diseño predeterminado para las páginas de resumen. Este diseño predeterminado se encontrará disponible para todos los estudios que tengan las mismas preferencias del estudio. En la tabla siguiente se describe cada función de la ficha Auto Portfolio – Resumen.

Encabezado de la columna	Descripción	
La sección de resumen incluye	Esta área muestra la página de resumen seleccionada actualmente. Este valor se establece en la ventana Configuración de Portfolio y puede cambiarlo desde allí cualquier usuario con privilegios de administrado	
Configuración	Si cuenta con privilegios de administrador, esta área permite seleccionar un diseño de página para la página MIP de resumen y realizar tareas de configuración de cartera.	
Configuración de Portfolio	En esta ventana se puede ver la configuración general y de cartera automática para la preferencia del estudio actual.	
Diseño de página MIP	Para establecer la página MIP predeterminada, abra el menú desplegable y seleccione un diseño predefinido. La pantalla se actualiza para reflejar el cambio. Establezca las series MIP y las rotaciones de imagen deseadas y haga clic en Guardar como predeterminado.	

Mariana Micucci
Apoderada
OE Heathcata Argentina S A:

Ing. Eduardo Domingo Fernandez DiRECTOR TECNICO



## Resultado Manual (resultado en 2 D)

Esta característica permite añadir un área de interés que no está incluida en AngioMap y volúmenes, como un área sin masa o de mejora lenta, a la lista de lesiones.

Cuando se crea un resultado manual, el área seleccionada se incluye como resultado en la lista de lesiones. Cada ficha muestra información relacionada con el resultado en 2D, de la misma manera que con los volúmenes de angiografía en 3D. Si la función de cartera automática se encuentra activada para el estudio, esta información se añade automáticamente a la cartera.


#### Para crear un resultado manual:

- 1 Acceda al panel Resultados.
- 2 Haga clic en el botón Trazar resultado manual ubicado en la parte inferior del panel Resultados (este botón está disponible en la parte inferior del panel Resultados). Al mover el puntero sobre una imagen de las series dinámicas de AngioMap, adopta la forma de un ángulo de enfoque.
- 3 Defina el área para el volumen 2D.

4 Haga clic en distintos puntos alrededor del área de interés para crear un polígono. El polígono se cierra automáticamente cuando el puntero se acerca al punto de inicio. Una vez cerrada, el área se añade a la lista de lesiones, ordenada por lateralidad y tamaño. Haga clic en cada una de las fichas para ver las mediciones del resultado creado manualmente.

Mariana Micucci Apode eda GE Heathcare Argentina S.A.

ing. Eduardo Domingo Fernández



## Comparación de dos estudios

En el panel Comparar puede ver y comparar de manera simultánea los resultados de dos estudios del mismo paciente. La información cinética y de tamaño se presenta para todas las lesiones en los dos estudios. Los cambios entre los dos estudios en lo referente al tamaño del volumen de la angiografía y al diámetro mayor se ofrecen como un valor de porcentaje en el área Cambios que se ubica cerca de la parte inferior del panel. Si lo desea, puede añadirse esta información a la cartera.

☐ El propósito de esta función es comparar las mismas lesiones en dos estudios. En los casos en los que no está presente la lesión correspondiente, los resultados de dicha lesión mostrarán *Ninguno*. Cuando organice diseños para añadir a la cartera, asegúrese de que ha seleccionado la *misma* lesión en cada estudio.

Alloderada F Healthcare Argentina S A Ing. Eduardo Domingo Fernández D.RECTOR TECNICO



Para comparar dos estudios:
□ Antes de confiar en los resultados de comparación o de añadir resultados a la cartera, revíselos atentamente para garantizar que son los correctos.
□ Los cambios de paciente pueden afectar a las imágenes.
⊔ Tenga también en cuenta las diferencias en el procesamiento: umbrales, filtros utilizados
☐ Tenga en cuenta las diferencias en el protocolo de adquisición: plano de adquisición, grosor de la sección, tipo/dosis del contraste, duración de la fase dinámica, colocación del paciente, etc.
□ Visualice, en primer lugar, el estudio mas reciente en la mitad superior del area de visualización de la imagen y el estudio anterior en la parte inferior de la pantalla.  □ Asegúrese de que están completamente revisados antes de comparar ambos estudios.

- 1 Abra el panel Resultados y haga clic en el panel Comparar.
- **2** En el menú de estudio y serie, seleccione el diseño que desee. Recuerde que debe utilizar un diseño de visualización cuádruple.
- 3 En los paneles superiores del área de la imagen, visualice las imágenes que desee del estudio más reciente. En los paneles inferiores del área de la imagen, visualice las imágenes que desee de un estudio más antiguo.
- 4 En el estudio más reciente, haga clic en la lesión de interés.
- 5 Para alinear el estudio anterior con el estudio más reciente, desvincule una de las series del estudio anterior y desplace el ratón para encontrar la misma localización según la lesión o los puntos de referencia específicos de la imagen. Vuelva a vincular la serie y la otra serie del estudio anterior también se alineará.
- **6** Observe los datos de comparación entre estudios de la lesión seleccionada. Los cambios referentes al volumen de la angiografía y al diámetro mayor aparecen en el área Cambios que se ubica cerca de la parte inferior del panel Comparar.

## Añadir o eliminar datos de comparación en la cartera

- 1 Haga clic en el botón Portfolio Comparar para visualizar una ficha en la que se pueden añadir (o borrar) datos de comparación en la cartera.
- 2 Configure la visualización y guarde un diseño. Haga clic en Guardar como predeterminado (en el área Configuración) para guardar el diseño como el diseño de comparación de cartera predeterminado.
- 3 Añada la página a la cartera. Haga clic en el botón Añadir para añadir a la cartera las imágenes mostradas. Aparecerá un mensaje en la sección Páginas incluidas en la

Mariana Micucch

Healthcare Argentina Sati

ing, Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNICO



cartera para indicar que se han añadido las páginas. Añada todas las páginas que desee (con los resultados adicionales seleccionados).

4 Si desea borrar una página de la cartera antes de abandonar esta ficha, seleccione un elemento de la lista Páginas incluidas en la cartera y haga clic en el botón Borrar.

#### Resultados de la Pelvis

En esta sección se describe el modo de utilización de las superposiciones de AngioMap y la herramienta Resultados para ver los datos de los resultados generados por CADstream y el modo de adición de evaluaciones a un estudio pélvico.

En la interpretación de los resultados de CADstream, Merge CAD le recomienda que tenga en cuenta todos los factores que pueden afectar a la evaluación cinética y de AngioMap de las lesiones, entre los que se incluye el protocolo de exploración, la inyección de contraste, el tipo y dosis de contraste, el flujo de sangre del paciente, los umbrales de captación y diferencia, el movimiento del paciente y las perturbaciones de la imagen. Al evaluar las características de mejora de un estudio de CADstream, debería:

Visualizar las curvas correspondientes a las áreas de mejora que no tienen colores e superposición de AngioMap (pueden ser de mejora lenta [por debajo del umbral d ptación], estar por debajo del filtro de fondo [BajaDif] o tratarse de pequeñas área sladas que se filtraron).
Cuando utilice la corrección de sensibilidad de bobinas en los estudios pélvicos erne entre las imágenes originales y las corregidas para evaluar la calidad de la rrección, especialmente en las áreas sospechosas.
Alternar entre imágenes registradas y no registradas.
Ver las sustracciones para identificar las áreas de aumento en la mejora.
Observar con atención la superposición de AngioMap.

## Superposiciones de AngioMap

icono de kaptación icono de vaciado En los estudios pélvicos, puede ver las características de vaciado en combinación con las de captación. Si desea obtener información detallada, consulte "Superposiciones de AngioMap". El icono de vaciado le permite activar y desactivar los colores de

El icono de vaciado le permite activar y desactivar los colores de vaciado. Además, hay un icono en tanto por ciento, que alterna la velocidad de captación entre media y rápida.

## Para mostrar AngioMaps y umbrales:

1 Visualice las imágenes que desee.

2 Si los conmutadores de AngioMap están poco iluminados, coloque el puntero sobre el cono de AngioMap que desee y haga clic con el botón del ratón. Esto activa la captación de AngioMap y las visualizaciones de vaciado.

ng Eduardo Domingo Fernández

3 Para alternar entre los umbrales rápidos y medios (si están disponibles), haga clic en el valor de porcentaje. Tanto si ve una captación rápida del 100% como una captación media del 50%, depende del modo en el que se hayan definido los umbrales durante la configuración del proceso

#### Visualización de los resultados de la Pelvis

La herramienta Resultados se ubica en el menú Herramientas v en el menú Control.

Si se desea, todos los datos que aparezcan en el panel Resultados se pueden añadir a la cartera.

Cuando abra el panel Resultados para buscar un estudio de próstata, verá una ventana similar a la que se muestra en la imagen contigua. El panel Resultados presenta varias áreas que contienen datos pertinentes para el estudio, entre los que se incluye el nivel de APE, el resultado Gleason, un diagrama esquemático y la ficha Portfolio.

#### Para ver la ventana Resultados

Visualice el panel Resultados utilizando uno de los siguientes métodos:

En el menú Herramientas del menú principal, haga clic en la herramienta Resultados;

haga clic con el botón derecho del ratón para activar el menú Control. En el área Análisis del menú Control, haga clic en la herramienta Resultados;

haga clic en cualquier parte del panel gris que se encuentra en la parte izquierda del área de visualización de la imagen.

#### Resultados de Pacientes:

Introduzca el nivel de APE del paciente y los resultados Gleason. Puede añadir esta información a la cartera si lo desea.

Diagrama esquemático

Mariana Micucci

Apoderada Phoara Aresotina e in

El diagrama esquemático le permite indicar las ubicaciones de biopsias positivas anteriores y también resaltar las áreas de interés en base a los resultados IRM. Cada

ing. Eduardo Domingo Fernández DRECTOR TECNICO

área del diagrama está etiquetada para indicar la anatomía de la próstata. Puede aría manualmente esta información a la cartera si lo desea.

## Para marcar los resultados en el diagrama:

- 1 Haga clic en el icono de resultados de la biopsia: el puntero adopta la forma de una + negra. Coloque el puntero en un segmento en el que se haya encontrado un resultado positivo de biopsia y haga clic en él; aparecerá una + negra para indicar una biopsia.
- 2 Seleccione el icono de resultados de RM; el puntero adopta la forma de un cuadrado. Coloque el puntero en un segmento que represente un área de interés (en base a los resultados de RM) y haga clic en él. El segmento se vuelve naranja para resaltar el área de interés.
- 3 Siga haciendo esto hasta que estén marcadas todas las áreas positivas de biopsia y las áreas de interés.

## Evaluación:

Utilice la lista desplegable del área Evaluación para seleccionar uno o más términos que reflejen su evaluación. Si decide añadir manualmente una portada a la cartera, se incluirá esta información.

## Portfolio - Resultados

La ficha Portfolio - Resultados contiene opciones que le permiten crear una cartera que contenga imágenes elegidas por usted.

Debe añadir de forma manual imágenes a las carteras de próstata. (Para obtener información detallada sobre el modo de guardar los diseños, consulte "Almacen-amiento de diseños".)

bare Argentina SIA.

Ing. Eduardo Domingo Fernández

COLINET ROTUERID





## Resultados del hígado

Con la aplicación hepática puede procesar imágenes RM del hígado adquiridas en CADstream.

Al interpretar los resultados del hígado en CADstream, Merge CAD le recomienda que tenga en cuenta los numerosos factores que podrían afectar a la evaluación cinética de las lesiones, como: el protocolo de exploración (incluidos los ajustes de calibración de la ganancia, las diferencias de los campos de visión y la resolución espacial en cada una de las fases), la inyección de contraste, el tipo y la dosis del contraste, el flujo de sangre del paciente, el movimiento del paciente y de la captación, y las perturbaciones de la imagen. Debería examinar las siguientes áreas para calcular las características de mejora de un estudio:

imagen. Debería examinar las siguientes áreas para calcular las características de mejora de un estudio:
☐ Vea las sustracciones para identificar las áreas de aumento en la mejora.
☐ Cuando utilice la corrección de sensibilidad de bobinas en los estudios hepáticos alterne entre las imágenes originales y las corregidas para evaluar la calidad de la corrección, especialmente en las áreas sospechosas.
□ Alterne entre imágenes registradas y no registradas.
El panel Resultados se compone de tres paneles:
Visión general, Lesiones y Comparar. En cada uno hay una serie de áreas contraíbles llamadas fichas. Estas fichas contienen información y entradas de usuario generadas po CADstream.
Un flujo de trabajo normal en un estudio hepático puede incluir una evaluación genera del área abdominal y el hígado, una segmentación manual de los límites y segmentos de hígado, seguida de la localización de lesiones, la visualización de mediciones cinéticas y

de ADC, y la adición de evaluaciones.

Cuando bava más do un estudio de un mismo paciente, podrán compararse los estudios

Cuando haya más de un estudio de un mismo paciente, podrán compararse los estudios previos con el estudio actual.

## Utilice uno de los métodos siguientes para visualizar el panel Resultados:

En el menú Herramientas del menú principal, haga clic en la herramienta Resultados;


haga clic con el botón derecho del ratón para activar el menú Control. En el área Análisis del menú Control, haga clic en la herramienta Resultados;

haga clic en cualquier parte de la franja gris ubicada en la parte izquierda del área de visualización de la imagen.

Superposiciones del Hígado

CADstream ofrece herramientas para visualizar los estudios hepáticos. Cada una de ellas dispone de su propio icono para poder activar o desactivar la función en las series individuales

Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNICO





#### Activar o desactivar límites de la lesión

Para una mejor visualización, puede activar o desactivar los límites de la lesión. En las series no registradas o no utilizadas para crear la lesión, los límites de la lesión son más transparentes

)	Los círculos brillantes naranjas y azules indican que los límites están activados.
	Los círculos negros y de fondo gris indican que los límites están desactivados.

## Activar o desactivar segmentos del higado

Puede activar o desactivar los segmentos de Couinaud.

Į,	El icono de color brillante indica que los segmentos del hígado se ven en las imágenes.
	El icono oscurecido indica que los segmentos del hígado no se ven en las imágenes.

## Diseños:

Merge CAD recomienda guardar un diseño por cada una de las fichas del panel Resultados para poder acceder de manera rápida y eficaz a las funciones específicas de cada una. Los diseños guardados se adjuntan a una preferencia de estudio específico; de esta forma, quedan disponibles para todos los estudios que utilicen la misma preferencia. Al hacer esto, evita tener que volver a crear el mismo diseño cada vez que visualice un estudio similar.

#### Panel Visión general

Las fichas del panel Visión general permiten:

	Revisar los resultados del abdomen
	Revisar el resumen de los resultados del hígado
IJ	Calcular los límites y segmentos del hígado

#### Ficha Abdómen

Haga clic en el botón Abdomen para visualizar las herramientas que puede utilizar para hacer observaciones sobre el abdomen. Todos los elementos de la ficha Abdomen se describen en la siguiente tabla:

Mariana Micucci
Apoderada
Unalihosia Argentia em

Ing. Eduardo Domingo Fernandez DIRECTOR TECNICO

Área	Descripción \\\^2
Resultados	Esta área contiene una lista de los resultados definidos por la zona. Seleccione tantos como desee (la casilla de verificación será naranja cuando un elemento esté seleccionado). Puede editar la lista con la herramienta Organizar lista
Comentarios	Utilice esta área para añadir sus comentarios.


## Ficha Hígado

Haga clic en el botón Hígado para añadir sus observaciones generales sobre el hígado. Todas las áreas de la ficha Hígado se describen en la siguiente tabla:

Área	Descripción
Figuras del hígado.	En estas figuras se ilustra la localización de las lesiones hepáticas
Otros resultados	Esta área contiene una lista de los resultados definidos por la zona. Haga clic en todos los resultados aplicables. Si aparece un cuadrado naranja dentro de la casilla de verificación, quiere decir que se ha seleccionado un elemento.
Evaluación	Esta área contiene una lista de clasificaciones predefinidas de la evaluación. Seleccione uno o varios elementos de esta lista que describan con precisión su visión general del hígado.
Recomendación	Esta área contiene una lista de recomendaciones predefinidas. Seleccione el elemento de la lista que describa su recomendación con más precisión. En las recomendaciones esporádicas, también puede escribir directamente en el cuadro de texto Recomendación.
Comentarios	Utilice esta área para añadir comentarios.

Mariana Migucci poderada - Hagiin are Argen 12 em

Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNICO





## Ficha segmentación del Hígado

Con las herramientas de la ficha Segmentación del hígado puede definir los límites del hígado y segmentarlo según la clasificación de Couinaud.

#### Nota:

Todos los cálculos asociados al volumen y a los límites de Couinaud, de las lesiones y del hígado derivan de los datos procedentes del usuario. Si desea obtener resultados útiles, debe ser muy preciso y utilizar las herramientas disponibles para matizar todo lo necesario la definición de los límites.

La ficha Segmentación del hígado se compone de tres áreas: Límites, Segmentos y Diámetros/Volumen.

#### Límites

En el área Límites puede definir los límites del hígado. Trace el contorno del hígado en tres planos: axial, sagital y coronal. Tras el trazado de los límites iniciales, verifíquelos desplazándose por todas las secciones.

Matice el límite si es necesario. Los siguientes factores pueden afectar a la calidad de la segmentación y, por consiguiente, al rendimiento del cálculo volumétrico:

Cantidad de límites trazados
Calidad y aptitud de las imágenes adquiridas
Calidad de los límites trazados

## Para definir los límites del hígado:

A la hora de definir los límites, comience por el plano Axial (Ax) y vaya bajando por la lista siguiendo estas instrucciones:

- 1 Haga clic en el botón Segmentación del hígado para abrir la ficha de segmentación; aparecerá un diseño de reconstrucción multiplanar (MPR, Multiplanar reformatting).
- 2 Asegúrese de que la visualización de MPR contiene una serie en la que se ven los límites y puntos de referencia (venas y ligamentos) del hígado.
- 3 Desplácese por las series hasta que encuentre el mejor contorno del hígado que tenga también un amplio corte transversal.
- 4 Con las herramientas del área Límites puede trazar el límite del hígado en el plano axial. Haga clic en algunos puntos para trazar el contorno del hígado. El límite se cierra automáticamente cuando el puntero se acerca al punto de inicio.

5 Mueva el puntero hacia la serie sagital con formato modificado y trace el contorno.

Mariana Miducci

care Argent. 9 9 Ing. Eduardo Domingo Fernández

DIRECTOR TECNICO

ontorno (1/1/4) 1/5

6 Mueva el puntero hacia la serie coronal con formato modificado y trace el contorno.

7 Cuando haya finalizado, el área de visualización se actualizará para mostrar el límite trazado en azul, tal como se observa en la imagen contigua. Verifique el límite desplazándose por todas las imágenes y buscando líneas del límite colocadas incorrectamente. Trace todos los contornos adicionales que necesite para ajustar los límites del hígado Segmentos

Con el área Segmentos podrá identificar varias líneas de las venas y actualizar los puntos opcionales de ligamento y vesícula biliar.

Hay sugerencias para todos los botones del área Segmentos.

En la siguiente tabla se describen todos los segmentos y puntos de referencia y se proporciona una breve definición cada uno. Utilice la anterior figura como referencia.

Abre	<b>:</b> V.	Significado	Mod	o de uso	
VCI		vena cava inferior		ne el punto final de las líneas áticas.	
VHD	)	vena hepática derecha	•	ira la sección posterior dereción anterior derecha (V y VIII)	
VHM	1			ra la sección anterior derech ) de la sección medial izquier	
VHI		vena hepática izquierda	la se	ne la línea de la vena hepátic cción medial izquierda (segm ión lateral izquierda (segmen	
VPD		vena porta derecha	lóbu	ne la línea de la vena porta de lo derecho en segmentos su periores (VI y V).	
VPI		vena porta izquierda		de el lóbulo izquierdo en segi y II) e inferiores (IVb y III).	
	LV	ligamento venoso		Divide el segmento I.	
-	FVB	punto de la fosa d vesícula biliar	e la	El punto de la fosa de la vesi línea de la vena hepática me anterior derecha (segmento medial izquierda (segmento	edia, separa la sección s V y VIII) de la sección
-	LF	ligamento falcifori	me	El punto del LF, junto con la separa la sección medial izq de la sección lateral izquiero	uierda (segmento IV)

Mariana Micucci Apoderada F\Hea!!fcare Algen!:ca S Al

Ing. Eduardo Domingo Fernández



## Para definir los segmentos del hígado:


A la hora de segmentar el hígado en segmentos de Couinaud, comience por la vena cava inferior (VCI) y vaya bajando por la lista siguiendo estas instrucciones:

- 1 Localice el punto de la VCI y las líneas de las venas hepáticas.
  - a) Defina el punto de la VCI. Haga clic en el botón VCI. Localice el punto de la VCI en la imagen y haga clic en él. De esta forma, se creará un punto de referencia desde el que podrá localizar las líneas de las venas hepáticas derecha, media e izquierda.
  - b) Defina la línea de la vena hepática derecha (VHD). Haga clic en el extremo de la VHD en la imagen.
  - c) Defina la línea de la vena hepática media (VHM). Haga clic en el extremo de la VHM en la imagen.
  - d) Defina la línea de la vena hepática izquierda (VHI). Haga clic en el extremo de la VHI en la imagen.
- 2 Defina las líneas de las venas portas.
  - a) Localice la vena porta derecha (VPD) en la imagen axial. Haga clic en un extremo de la línea de la vena y, a continuación, en el otro.
  - b) Localice la vena porta izquierda (VPI) en la imagen axial. Haga clic en un extremo de la línea de la vena y, a continuación, en el otro.
- 3 Cuando finalice, CADstream realizará automáticamente la segmentación y, después de unos segundos, aparecerán algunos colores en las imágenes que le ayudarán a identificar los segmentos. Si necesita una leyenda de los colores, observe los dibujos del hígado en el área Segmentos de la ficha Segmentación del hígado.
- 4 Si es necesario, verifique la segmentación y ajústela. Durante el proceso de segmentación, CADstream calcula el punto del ligamento venoso (LV), de la fosa de la vesícula biliar (FVB) y del ligamento falciforme (LF). Para cambiar la localización, haga clic en el botón que desee y, a continuación, en un punto de la imagen.

Mariana Mieucei Apoderada

aitheare Argentina S 🌯

Ing. Eduardo Domingo Fernández



## Diámetros y volumen

El panel Lesiones contiene áreas que permiten:

Estos valores se basan en los límites que haya definido para el hígado. Utilice los botones Ir a para saltar a la imagen que contenga la información asociada

## **Panel Lesiones**

	Ver	una	lista	de	lesiones	у	sus	localizacion	es	en	segmentos	específicos	del	hígado
(á	rea d	de la	lista	de I	esiones)			•						

(área de la lista de lesiones)	
□ Añadir y borrar lesiones (área de la lista de lesiones)	
□ Obtener información sobre la localización y el tamaño (ficha Localización y	y tamaño)
□ Ver la cinética de cada lesión (ficha Cinética)	
☐ Ver las estadísticas del coeficiente de difusión aparente (ficha ADC)	
⊔ Añadir evaluaciones (ficha Evaluación)	
□ Configurar la cartora automática (ficha Auto Portfolio — Resultados)	

## Lista de Lesiones

En la parte superior del panel Lesiones hay una enumeración de lesiones. Al segmentar lesiones de series diferentes, tenga en cuenta los siguientes factores que pueden afectar al tamaño aparente de la lesión:

ing. Eduardo Domingo Feinandez DIRECTOR TECNICO



☐ Diferencias en el protocolo de adquisición: plano de adquisición, grosor de la sección; tipo/dosis del contraste, duración de la fase dinámica, colocación del paciente, etc. ☐ Diferencias en el procesamiento: umbrales, filtros utilizados...

Área	Descripción				
7 II. 5.8 3: III. 4.4 4: III. 3.9	Lista de lesiones. El fondo naranja indica que se ha seleccionado la lesión. Las lesiones están ordenadas por tamaño.				
3 2 57-07	Los diagramas representan las vistas axiales superior e inferior del hígado. Aparecen números de todas las lesiones en los segmentos apropiados. La lesión seleccionada de la lista aparece como un número naranja. Encima de los diagramas aparece la fecha del estudio.				
Portar Borrar toda Añadir	Utilice estas herramientas para borrar o añadir lesiones o borrar todas.				

#### Añadir una lesión a la lista


- 1 Muestre la serie que presente la mejor vista de la lesión.
- 2 Haga clic en el botón Añadir.
- 3 Haga clic para trazar un diámetro de la lesión en el área de imagen.
- 4 Verifique los datos de la lesión revisando la ficha Localización y tamaño, desplazándose por todas las secciones que muestren la lesión y revisando los puntos de referencia apropiados.

## Ficha Localización y tamaño

La ficha Localización y tamaño proporciona información acerca de las lesiones seleccionadas. Si la ficha está contraída, la información que vea se incluirá en la cartera automática de la lesión (véase la imagen contigua).

Si la ficha está abierta y se selecciona una lesión, podrá ver los diagramas del hígado, que incluyen la localización aproximada de la lesión, el número de segmento, los diámetros más largos y el volumen.

ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNICO





#### Localización

## Para ajustar la localización de la lesión en los diagramas del hígado:

Para mover la localización de la lesión en el diagrama del hígado, coloque el puntero sobre el número de la lesión. Cuando la forma se convierta en una flecha de cuatro puntas, haga clic y arrastre el número de la lesión hasta la localización deseada.

## Para resaltar otros segmentos afectados por la lesión:

En los diagramas del hígado, coloque el puntero sobre el segmento que desee resaltar; la forma del puntero cambiará y se convertirá en un pequeño cuadrado.

Haga clic para activar/desactivar el resaltado del segmento. CADstream encuentra el centro de la lesión y resalta únicamente el segmento en el que éste está ubicado. Si sospecha que la lesión ocupa varios segmentos, utilice esta herramienta para activarlos.

#### Tamaño

CADstream muestra automáticamente los datos sobre el tamaño en esta área, entre los que se incluyen los diámetros y el volumen de la lesión seleccionada.

Si la sección Tamaño está contraída, las mediciones de volumen no se incluirán en la cartera. Para ajustar la longitud de los diámetros, seleccione una lesión. En un panel de imagen, mueva el puntero hasta una lesión seleccionada. Cuando coloque el puntero sobre la lesión, aparecerán asas en cada extremo de las líneas de diámetro y el puntero se convertirá en una flecha de dos puntas. Haga clic sobre un asa y arrástrela a la localización que desee. Las mediciones se actualizaránautomáticamente en la imagen y en el área Tamaño del panel Resultados.

## Ajustar límites

En esta área puede matizar el límite de la lesión mediante la herramienta Añadir límite.

#### Para redefinir el límite de una lesión:

- 1 Haga clic en el botón Añadir límite.
- 2 Comience a trazar el límite. Mueva el puntero hasta la imagen deseada. Cree un nuevo límite haciendo clic en el perímetro de la lesión.
- 3 Complete el límite. Cuando se acerque al punto de inicio del límite, aparecerá un círculo blanco en este punto indicándole que está a un clic de completar el límite.
- 4 CADstream actualizará los límites y mediciones de la lesión. Trace todos los límites adicionales que necesite para ajustar el volumen de la lesión.

Apoderada Balthcare Argentina S At

ing. Eduardo Domingo Fernandez DIRECTOR TECNICO





#### Ficha cinética

La ficha Cinética le permite comparar la cinética (características de mejora) entre una lesión seleccionada (tejido enfermo) y el tejido de referencia (véase la imagen contigua).

En la tabla siguiente se describe cada área de la ficha Cinética.

Al visualizar los datos cinéticos, debe validar la localización de las regiones de interés de la lesión/ hígado para garantizar que es la que mejor indica el tejido enfermo o de referencia.

na S.A.

Hay dos casillas de verificación asociadas a la ficha Cinética. La casilla naranja indica el tejido enfermo y la casilla blanca indica el tejido de referencia utilizado para la comparación.

Estas casillas de verificación se activan a la vez. Cuando están activadas (marcadas), se muestra la información cinética en el área de visualización y se añade automáticamente a la cartera automática.

Utilice el botón Ir a para navegar directamente hasta la imagen que contenga las regiones de interés cinéticas de la lesión seleccionada.

Las curvas se representan a lo largo del tiempo en función de la intensidad del píxel. El eje de ordenadas muestra la intensidad del píxel, y el eje de abscisas cambia con el tiempo.

Si hay varias series de arterias, se representan en el gráfico a modo de líneas con marcas entrecortadas. La serie arterial seleccionada actualmente se representa con guiones largos y con la flecha naranja pequeña situada debajo de la cronología de la serie; las series no seleccionadas se representan con guiones cortos. Sólo se muestran las estadísticas de la serie arterial seleccionada.

Ing. Eduardo Domingo Fernández





En la tabla se muestran las diferencias entre la lesión y el hígado

en las series dinámicas.

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para redimensionar, visualizar y mover los marcadores cinéticos de la lesión y el hígado.

#### Para redimensionar los marcadores:

Puede modificar el tamaño del marcador de la región de interés relativo al campo de visión de las imágenes de la fase portal.

Para redimensionar la región de interés, coloque el puntero sobre el marcador y haga clic con el botón derecho. Elija el tamaño deseado en la pequeña ventana emergente  $(3 \times 3, 5 \times 5 \times 7 \times 7)$  píxeles).

## Para mover una región de interés:

- 1 Coloque el puntero sobre el marcador hasta que el puntero se convierta en una flecha de dos puntas y haga clic.
- 2 Desplácese o utilice las teclas de dirección para trasladarse a la sección que desee.
- 3 Cuando llegue a la sección deseada, haga clic en la nueva ubicación donde quiere colocar el marcador.

#### **FICHA ADC**

Akoderada

La ficha ADC le permite comparar las estadísticas de ADC en las regiones de interés seleccionadas en las lesiones y el tejido de referencia (véase la imagen contigua). Al visualizar las estadísticas de ADC, debe validar la localización de las regiones de interés para garantizar que es la que mejor indica el tejido enfermo o de referencia.

Ing. Eduardo Domingo Fernández D.RECTOR TECNICO



## En la tabla siguiente se describe cada área de la ficha ADC:



Hay dos casillas de verificación (círculos) asociadas a la ficha ADC. El círculo naranja indica el tejido enfermo y el círculo blanco indica el tejido de referencia utilizado para la comparación.

Si desea ver los datos de la lesión o el tejido de referencia, marque la casilla correspondiente. Cuando un circulo está activado (marcado), se incluye en la cartera automática la información pertinente.

Utilice el botón lr a para navegar diectamente hasta la imagen que contenga las regiones de interés de ADC de la lesión seleccionada.



En el gráfico se muestra el intervalo de mediciones de ADC en la lesión seleccionada.



En la tabla se muestran las mediciones de ADC en la lesión seleccionada según los siguientes valores: desviación máxima, media, mínima y típica.

## Para elegir un tipo de marcador:

Para redimensionar el marcador, coloque el puntero sobre él y haga clic con el botón derecho. Aparecerá una pequeña ventana emergente en la que se mostrarán las opciones de marcador de la región de interés. Existen tres tamaños de marcador circular: el diámetro más pequeño mide 3 píxeles, el diámetro medio mide 5 píxeles y el diámetro mayor mide 7 píxeles.

Haga clic en el tamaño deseado para seleccionar el marcador.

Para trazar una región de interés personalizada, escoja el marcador poligonal.

#### Para mover regiones de interés de ADC:


- 1 Coloque el puntero sobre el marcador hasta que se convierta en una flecha de dos puntas y haga clic.
- 2 Desplácese o utilice las teclas de dirección para trasladarse a la sección que desee.
- 3 Cuando llegue a la sección deseada, haga clic en la nueva ubicación donde quiere colocar el marcador.

#### Ficha Evaluación

lariana Micucci Apoderalia

La ficha Evaluación permite añadir, por cada lesión, una evaluación, una recomendación y comentarios.

Ing. Eduardo Domingo Fernández



#### Para introducir una evaluación de una lesión:

- 1 Cuando el panel Lesiones esté visible y se haya seleccionado una lesión, haga clic en cualquier parte de la barra de la ficha Evaluación.
- 2 Haga clic en la flecha hacia abajo de Evaluación para mostrar una lista de evaluaciones definidas por la zona. Escoja al menos un elemento de dicha lista.
- 3 Haga clic en la flecha hacia abajo de Recomendación para mostrar una lista de recomendaciones definidas por la zona y escoja una. Puede editar esta lista de recomendaciones mediante la herramienta Organizar lista... o introducir directamente la recomendación que desee, que no se guardará en la lista.
- 4 Añada comentarios adicionales.

#### Auto Portfolio – Resultados

La ficha Auto Portfolio – Resultados contiene controles que permiten:

Uer la configuración del diseño de la página actual para definir qué imágenes se incluyen automáticamente en las páginas de resultados de la cartera.

Definir y guardar un diseño de cartera esporádico para el estudio actual.

Anular los diseños de determinadas lesiones

de las páginas de resultados de cartera

con

(sólo

privilegios

#### Nota

automática

administrador).

Si desea resultados predecibles en su cartera, debe definir y guardar un diseño predeterminado para las páginas de resultados. Este diseño predeterminado estará disponible para todos los estudios que tengan las mismas preferencias del estudio.

de

Ing. Eduardo Domingo Fernández D.RECTOR, TECNICO



## La tabla siguiente describe cada área de la ficha Auto Portfolio – Resultados.

	•
La sección Resultados Incluye:	Esta área muestra el diseño de la página seleccionada actualmente. El valor se establece en la ventana Configuración de Portfolio
Página de resultados (número de lesión)	Esta área contiene dos botones que permiten anular las imágenes que se muestran actualmente o volver al diseño predeterminado guardado: Anular valores predeterminados y Restablecer.
Anular valores predeterminados	Pulsando este botón se anula el diseño que se muestra del resultado actual. Es decir, se pueden cambiar imágenes específicas y el número de imágenes que se muestran y, a continuación, actualizar la cartera con la nueva organización haciendo clic en el botón Anular valores predeterminados.
Restablecer	Utilice este botón para volver al diseño de cartera predeterminado guardado para la lesión seleccionada.
Configuración	La configuración actual para la preferencia del estudio se puede ver en la ventana Configuración de Portfolio.
Configuración de Portfolio	En esta ventana se puede ver la configuración general y de cartera automática para la preferencia del estudio actual.
Diseño de la página de resultados	Seleccione un diseño para la página de resultados en e menú desplegable.


## Nota

Revise siempre la cartera (Portfolio | Ver) antes de imprimir, enviar por correo electrónico o exportar para asegurarse de que contiene los datos deseados. Los informes automáticos pueden añadir imágenes y datos no deseados.

Mariana Micus

c Alcollogora Ari

Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TECNICO



## Comparación de dos estudios

En el panel Comparar puede ver v comparar de manera simultánea los resultados de dos estudios del mismo paciente. La información de tamaño y de ADC se presenta para todas las lesiones en los dos estudios. Los cambios entre los dos estudios en referente al tamaño del volumen de la lesión y el hígado y al diámetro mayor aparecen como un valor porcentual en el área Cambios ubicada cerca de la inferior del parte panel. Si lo desea, puede añadirse esta información la cartera.

(Iariana)

Al utilizar la función de comparación, tenga en cuenta lo siguiente:

dicha lesión mostrarán el mensaje <i>Ninguno</i> . Cuando organice diseños para añadir a la cartera, asegúrese de que ha seleccionado la <i>misma</i> lesión en cada estudio.
$\ \sqcup$ Asegúrese de que están completamente revisados antes de comparar ambos estudios.
Tenga en cuenta las diferencias en el protocolo de adquisición: plano de adquisición, grosor de la sección, tipo/dosis del contraste, duración de la fase dinámica, colocación del paciente, etc. Tenga también en cuenta las diferencias en el procesamiento: umbrales, filtros utilizados Asimismo, tenga en cuenta las diferencias en la segmentación de la lesión, como las series en las que se definen las lesiones.
□ Antes de confiar en los resultados de comparación o de añadir resultados a la cartera,

En los casos en los que no esté presente la lesión correspondiente, los resultados de

El propósito de esta función es comparar las mismas lesiones en dos estudios.

☐ Los eambios de paciente pueden afectar a las imágenes.

reviselos atentamente para garantizar que son los correctos.

ing. Eduardo Domingo Fernández





## Para comparar dos estudios:

No puede añadir lesiones mientras utiliza el panel Comparar.

- 1 En el panel Resultados, haga clic en el panel Comparar.
- 2 En el menú de estudio y serie, seleccione el diseño que desee. Si desea lograr eficacia, guarde el diseño para que se active con el panel Comparar en otros estudios que compartan la preferencia del estudio.
- 3 Haga clic en una lesión del estudio más reciente.
- 4 Para alinear el estudio anterior con el estudio más reciente, desvincule una de sus series y desplace el ratón para encontrar la misma localización según la lesión o los puntos de referencia específicos de la imagen. Vuelva a vincular la serie y la otra serie del estudio anterior también se alineará. Si desea matizar más las series del estudio anterior, desvincúlelas, desplace el ratón para hacerlas coincidir con la lesión o los puntos de referencia deseados y vuelva a vincularlas. Todas las series de ambos estudios deberían desplazarse juntas ahora.
- 5 Observe los datos de comparación entre estudios de la lesión seleccionada. Haga clic en las lesiones pertinentes de cada estudio para visualizar la información de localización y tamaño y los valores de ADC debajo de la lista de lesiones. Los cambios en el volumen del hígado y de la lesión aparecerán en el área CAMBIOS que se ubica cerca de la parte inferior del panel Comparar.

## Añadir o eliminar datos de comparación en la cartera

- 1 Haga clic en el botón Portfolio -Comparar para visualizar una ficha en la que se pueden añadir (o borrar) datos de comparación en la cartera.
- 2 Configure la visualización y guarde un diseño. Haga clic en Guardar como predeterminado (en el área Configuración) para guardar el diseño como el diseño de comparación de cartera predeterminado.
- 3 Añada la página a la cartera. Haga clic en el botón Añadir para añadir a la cartera las imágenes mostradas. Aparecerá un mensaje en la sección Páginas incluidas en la cartera para indicar que se han añadido las páginas. Añada todas las páginas que desee (con los resultados adicionales seleccionados).
- 4 Si desea borrar una página de la cartera antes de abandonar esta ficha, seleccione un elemento de la lista Páginas incluidas en la cartera y haga clić en el botón Borrar.

Marjaña Micuco Apodorada

ing, Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECHNOO





#### Cinética

Las superposiciones de AngioMap pueden mejorar la visualización de la captación y el comportamiento del vaciado en los estudios de contraste mejorado. Además, con CADstream se pueden generar curvas cinéticas que le permitirán ver las curvas que representan la captación de contraste dinámico en una adquisición temporal.

☐ En los estudios que muestran AngioMaps, las curvas se representan como un porcentaje de cambio de la intensidad del píxel respecto a la intensidad del píxel de la serie previa al contraste. En los estudios hepáticos, las curvas se representan como la intensidad real en vez del porcentaje de cambio.

Al visualizar curvas en un estudio CADstream, tenga en cuenta siempre lo siguiente:

☐ Si el porcentaje de mejora está por debajo del umbral de captación medio definido por el usuario, la curva será blanca y tendrá la etiqueta de mejora *Lenta*.

☐ Para eliminar el ruido de fondo, CADstream calcula un umbral de mejora absoluta (denominado *filtro de fondo* en CADstream), que excluye los píxeles con un alto porcentaje de mejora pero con un porcentaje muy bajo de mejora absoluta.

Por ejemplo, un píxel con un valor de intensidad baja de 1 (píxeles más oscuros) en la serie pre y con un valor de 5 en la serie máxima tendría un porcentaje de mejora del 400%. Otro píxel con una intensidad de 100 en la serie pre y con un valor de 500 en la serie máxima (píxeles más brillantes) tendría un porcentaje de mejora del 400%. Sin embargo, dado que los píxeles con valores de 100 y 500 son más brillantes, es probable que su porcentaje de mejora se deba a la mejora real del tejido, mientras que el porcentaje de mejora de los píxeles con valores de 1 y 5 se deberá al ruido de fondo.

Si la diferencia de intensidad del píxel entre la serie máxima y la serie previa al contraste está por debajo del filtro de fondo absoluto, la curva adquirirá color gris y tendrá la etiqueta *BajaDif*. Los valores que aparecen entre paréntesis (directamente debajo de la etiqueta *BajaDif*) indican la diferencia entre el valor de la intensidad del píxel en la serie máxima y en la serie pre. Las curvas con la etiqueta BajaDif no se incluyen en la superposición de AngioMap.

□ Las curvas se representan en segundos a lo largo del tiempo. El gráfico ilustra el intervalo completo de las series dinámicas e incluye los datos de las series pre, post y retrasada.

En la imagen contigua aparece la típica curva en 2D de un estudio en el que pueden mostrarse AngioMaps.

Para obtener información detallada sobre AngioMaps, consulte-la Guía de Referencia.

na Micu¢ci

Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECNICO



## Mapas y herramientas del coeficiente de difusión aparente

Antes de utilizar estadísticas de resumen o superposiciones de ADC, examine minuciosamente las series de difusión y el mapa de ADC para asegurarse de que presentan un aspecto razonablemente correcto; además:

☐ Asegúrese de que las imágenes de difusión se asocian a los valores b correctos que se utilizan en la adquisición de imágenes.

☐ Recuerde que las imágenes de difusión con un valor b superior experimentan una mayor pérdida de la intensidad de la señal si se comparan con imágenes con valor b más bajo; esta es una forma rápida de verificar los datos de entrada.

## Superposiciones de series

Para mejorar la visualización de la anatomía, CADstream le permite ver mapas de ADC o superponerlos en series alineadas con campos de visión similares.

En la imagen contigua se muestra un mapa de ADC superpuesto con una serie de la fase arterial dinámica.

Puede superponer el mapa ADC con cualquier serie alineada con las series de DWI cuyas mediciones de ADC de las regiones de interés específicas hayan sido calculadas y visualizadas.

#### Nota

Para poder superponer un mapa de ADC en una serie diferente, debe configurar, en el proceso de configuración, una modificación de formato del mapa de ADC para que coincida con el de dichas series.

En la tabla siguiente se describen todas las opciones de las superposiciones de imagen de ADC:

Apodenada

RE Healthoare Algentina S.A.

Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR TECNICO



J.

Estos iconos indican que hay una superposición disponible para la serie. Haga clic en el icono para activar/desactivar los estados. Sólo pueden tener superposiciones las series alineadas.

 $\mathfrak{B}_{i}$ 

El icono gris indica que se ha mostrado un mapa de ADC calculado. Si el icono es naranja, quiere decir que el mapa de eADC está mostrándose. Haga clic en el icono para alternar entre mapas de eADC y de ADC.



Haga clic en la flecha abajo para visualizar el menú de superposiciones de series, que contiene una lista de series disponibles para superponerlas en la imagen actual. Las series base y las series superpuestas deben estar alineadas.



Esta barra de color muestra el mapa de color seleccionado actualmente y los valores asociados a los colores. Cuando el mapa ADC se superponga con una serie, el valor de coeficiente más bajo aparecerá en la parte inferior de la barra y el más alto en la parte superior de la barra.

Haga clic en la flecha abajo para mostrar una selección de paletas de color y, a continuación, en el mapa de color deseado.



Utilice esta barra de desplazamiento para ajustar la transparencia de la superposición. El intervalo de valores va de 0 (sin superposición) a 100 (superposición opaca).

## **Herramientas ADC**

Se accede a la herramienta ADC en el menú Control, tal como se observa en la imagen contigua.

## Para capturar regiones de interés de ADC:

1 Configure su área de visualización de tal forma que se pueda ver el mapa de ADC.

2 Haga clic con el botón derecho del ratón para visualizar el menú Control.

Mariana (Micucci

tealth are Argentina S.A.

Ing. Eduardo Domingo Fernández





- 3 Haga clic en el botón ADC para visualizar la ventana Estadísticas de ADC, que inicialmente está vacía.
- 4 Seleccione un tipo de región de interés. Puede seleccionar tres tamaños de círculo o un polígono.
- 5 Haga clic en la imagen para añadir regiones de interés. Las mediciones de ADC se muestran en el gráfico y en la tabla que hay debajo del gráfico.
- 6 Si lo desea, haga clic en el botón Capturar estadísticas de ADC para añadir a la cartera la información sobre mediciones para las regiones de interés.

SureLoc (componentes opcionales para estudios de mama)

SureLoc es una herramienta de orientación que le ayuda a calcular las coordenadas del objetivo para la biopsia, la localización de cables u otros procedimientos de intervención.

Mariana Micuco Apoderada

coderada

Ing. Eduardo Domingo Fernández DIRECTOR TECHICO

SureLoc proporciona las coordenadas de inserción de la aguja y las mediciones de profundidad de la aguja respecto a un marcador de referencia (fiducial) y se puede utilizar con cualquier bobina de intervención de mama. Puede crear hasta 10 localizaciones por estudio.

SureLoc admite los métodos de pilar y de rejilla de compresión, incluido el de rejilla de compresión curvada GE. Dentro de cada método, puede definir diversas preferencias de SureLoc seleccionando Preferencias de SureLoc... en el menú desplegable Método. Por ejemplo, podría definir una preferencia que admita un procedimiento de asistencia de vacío o una preferencia que admita ubicación de cables. Una vez definidos, estos procedimientos aparecerán en la lista desplegable para que pueda seleccionar rápidamente el método de procedimiento que desee.

Asegúrese de validar la colocación del objetivo mediante las exploraciones de validación.

Debería validar las coordenadas del objetivo mediante los procedimientos y recomendaciones que le ofrece el fabricante de los sistemas de intervención. El registro de la serie (para explicar el movimiento del paciente) no se lleva a cabo en los estudios de SureLoc. Por ello, debería tener en cuenta los impactos del movimiento del paciente cuando visualice sustracciones o el mapa de captación en estudios de SureLoc.

Para obtener información detallada sobre SureLoc, consulte la Guía de Referencia en línea.

## Definición de las preferencias de Sureloc

Cuando SureLoc se instala en la zona, se definen uno o más métodos con las preferencias predeterminadas. Sin embargo, puede editar fácilmente un método existente

o definir una nueva preferencia para satisfacer las necesidades de su flujo de trabajo de intervenciones.

Puede utilizar las opciones de la ventana Preferencias de SureLoc para definir una o más preferencias de SureLoc. Estas preferencias definidas se añaden después a la lista desplegable Método para que pueda seleccionar rápidamente el método adecuado para un procedimiento específico.

## Para definir las preferencias de Sureloc

**1** Abra un estudio de SureLoc y visualice el área SureLoc. Si es necesario, defina un conjunto de coordenadas.

2 En el menú desplegable Método del área SureLoc, elija Preferencias de SureLoc... Se abrirá la ventana Preferencias de SureLoc. Utilice las opciones de esta ventana para

ing, Eduardo Domingo Fernández DiRECTOR TECNICO

Mariana Micucci

definir una nueva preferencia. Si se ha asignado una preferencia predeterminada, estará resaltada en la lista de métodos de SureLoc y su nombre aparecerá en el cuadro de texto Descripción. Puede utilizar el método predeterminado como base para crear una nueva preferencia, o puede seleccionar una de las demás preferencias de la lista para usarla como base.

- 3 Asigne un nombre a la preferencia.

☐ Al seleccionar el método de rejilla:

Aparece el menú desplegable

Rejilla. En este menú, elija Genérico o Rejilla curvada GE 8-C. A continuación, seleccione el bloque que desee en el menú desplegable Bloque.

- **5** En el método de pilar, establezca el valor deseado para Desviación de guía de la aguja, Exceso de la aguja y Longitud de giro. Para algunos pilares, como el Mammotome, estos valores están incorporados y no se pueden cambiar.
- 6 Para el método de rejilla de compresión, utilice las barras de desplazamiento para establecer el valor deseado para Desviación de guía de la aguja y Exceso. de la aguja. Para algunos bloques, como el Suros Atec, estos valores están incorporados y no se pueden cambiar.
- 7 Cuando haya terminado de definir una preferencia, haga clic en el botón Actualizar para agregarla a la lista de métodos de SureLoc, en la parte izquierda de la ventana Preferencias de SureLoc.
- 8 Si lo desea, seleccione un método predeterminado. Haga clic en el método que desee y, a continuación, haga clic en el botón Marcar como predeterminado. Aparecerá un asterisco (\*) a la izquierda del nombre que indica que se ha seleccionado como método predeterminado, tal como se muestra en la imagen contigua.

## Utilización de SureLoc (método de rejilla)

El método de rejilla utiliza una placa de estabilización de rejilla en la que se puede insertar un bloque de referencia que contiene un fiducial y una guía de la aguja (SureLoc da por hecho que el fiducial de referencia se encuentra en el centro del bloque). Después de colocarla correctamente, se inserta la aguja a través de uno de los orificios del bloque de aguja hacia el objetivo, según determinen las coordenadas de SureLoc. Las mediciones de profundidad se leen fuera de la aguja.

Marjana Micubci

Ing. Eduardo Domingo Fernández
DIRECTOR (1201100)





- 1 Coloque al paciente en la bobina de mama e inmovilice el pecho utilizando el dispositivo de intervención.
- 2 Inserte el bloque de referencia en un lugar de la placa de rejilla que no interfiera con la inserción de la aguja.
- 3 Adquiera imágenes que le permitan ver la lesión, la placa de rejilla y el fiducial de referencia.
- 4 Envíe el estudio a CADstream (o a una estación de trabajo de SureLoc independiente).
- 5 Abra el estudio en la página Estudios de CADstream.
- 6 Seleccione el método de rejilla que desee de la lista desplegable de métodos.
- 7 Cree un nuevo SureLoc. Haga clic en el botón Nuevo SureLoc... en la esquina superior izquierda de la ventana SureLoc. Se abrirá la ventana Nuevo SureLoc. Si visualiza imágenes para más de un plano de imagen, SureLoc colocará una o dos líneas de navegación (dependiendo de los planos de imagen) en las imágenes para ayudarle a orientarse entre los planos.

8 Elija la zona del objetivo.

Desplácese hacia la sección que contiene el objetivo. Los filtros de imagen de SureLoc pueden ayudarle a localizar el objetivo. (Consulte "Superposición del mapa de captación".) Centre el puntero sobre el objetivo y haga clic. La ventana se actualiza de tal forma que se resalte el elemento 2.

9 Seleccione la zona del fiducial de referencia.

Observe que el puntero se convierte en el puntero de referencia () para indicar que está eligiendo el punto de referencia. Mueva el puntero hacia la imagen que contiene el fiducial de referencia. Céntrelo sobre el marcador y haga clic.


Merge CAD recomienda revisar la representación visual

de la trayectoria de la aguja para verificar que las coordenadas de la intervención aparecen correctamente.

Para una placa de rejilla plana:

Anote la localización del bloque indicador de aguja de la rejilla, como se muestra en el diagrama.

Ing. Eduardo Domingo Fernández





Para una placa de rejilla curvada GE:

a Aparecerá un diagrama que representa la placa de rejilla curvada.

**b** Mueva el puntero sobre el diagrama hasta que se resalte el segmento de rejilla que representa al fiducial de referencia y haga clic.

c Se cerrará la ventana y volverá a SureLoc. Observará que aparece un diagrama con una placa de rejilla más pequeña en el área SureLoc, debajo de la tabla. Ahora, el diagrama muestra el fiducial de referencia y la localización del bloque de la aguja seleccionado.

#### 10 Vea el informe.

Mariana Micucci Apoderada

Ahora, la tabla de coordenadas muestra los cálculos en función de la referencia seleccionada y de los puntos de destino. (El punto de inserción se calcula siempre en el mismo plano sagital que el punto de referencia.)

La columna *Distancia* indica la cantidad de bloques que se deben mover en cada dirección, en relación con el punto de referencia. El punto de inserción se resalta en el diagrama del bloque.

Para presentar rápidamente las imágenes que muestran los puntos de referencia y de inserción (etiquetados como 1-Refy 1-Ins) en todas las series de área de la imagen, haga clic en el punto de referencia de la ventana SureLoc.

Para mostrar rápidamente las imágenes del objetivo en todas las series, haga clic en el punto 1-lns de la ventana SureLoc. Si utiliza un sistema GE, haga clic en el botón Enviar a iROC para enviar las coordenadas del localizador seleccionado a iROC de GE.


11 Para añadir conjuntos de coordenadas adicionales, repita el procedimiento desde el paso 7. Al definir los conjuntos de coordenadas adicionales, tiene la opción de utilizar el punto de referencia anterior como se muestra en la imagen contigua. Si decide utilizar el punto de referencia anterior, seleccione el punto de destino de la forma habitual. Cada localización que añada se incrementa automáticamente al siguiente número superior.

Utilice los valores de coordenadas del informe para colocar el bloque de la aguja en la posición adecuada en la placa de rejilla. Merge CAD recomienda revisar la representación visual de la trayectoria de la aguja para verificar que las coordenadas de la intervención aparecen correctamente.

12 Inserte el localizador de la aguja y realice la exploración de cónfirmación.

13 Lleve a cabo el procedimiento de intervención y todas las exploraciones de confirmación que desee.

Ing. Eduardo Domingo Fernández





## Utilización de SureLoc (método de pilar)

El método de pilar emplea una guía giratoria de la aquia montada sobre un pilar, que está unida a la placa de estabilización. Puede deslizar la quía de la aguia tanto de forma horizontal como vertical sobre el pilar para colocar la aquia para el procedimiento de intervención. Las mediciones de profundidad se leen desde la aquia.

- 1 Coloque al paciente en la bobina de mama e inmovilice el pecho utilizando el dispositivo de intervención.
- 2 Coloque el bloque de la aquia en la posición 0-0 e inserte el fiducial de referencia.
- 3 Adquiera imágenes que le permitan ver la lesión y el fiducial de referencia.
- 4 Envíe el estudio a CADstream (o a una estación de trabajo de SureLoc independiente).
- 5 Abra el estudio en la página Estudios de CADstream. 6 Muestre el área SureLoc.
- 7 Seleccione el método de pilar que desee de la lista desplegable de métodos.
- 8 Cree un nuevo SureLoc. Haga clic en el botón Nuevo SureLoc... en la esquina superior izquierda de la ventana SureLoc. Se abrirá la ventana Nuevo SureLoc.
- 9 Elija la zona del objetivo. Desplácese hacia la sección que contiene el objetivo. Centre el puntero sobre el objetivo y haga clic con el botón del ratón.
- 10 Seleccione la zona del fiducial de referencia. Determine la serie que contiene el fiducial de referencia y, a continuación, visualice el fiducial de referencia más cercano a la piel.
- 11 Si es necesario, establezca el ángulo de giro. Si el punto de inserción está bloqueado por uno de los pilares o si prefiere un ángulo de acercamiento diferente, gire la guía de la aguja para evitar el pilar.
- 12 Utilice los valores de coordenadas en el informe para colocar la guía de la aguja en la posición adecuada en el pilar. Si utiliza un sistema GE, haga clic en el botón Enviar a iROC para enviar las coordenadas del localizador seleccionado a iROC de GE. Merge CAD recomienda revisar la representación visual de la trayectoria de la aguja para verificar que las intervención coordenadas de la aparecen

correctamente. Mariana Migucci

Apoderad**i**a

ing. Eduardo Domingo Fernández

COLLOET NOTOERIC





- 13 Para añadir conjuntos de coordenadas adicionales, repita el procedimiento desde el paso 7. Tiene la opción de utilizar el punto de referencia anterior como se muestra en la imagen contigua. Si decide utilizar el punto de referencia anterior, seleccione el punto de destino de la forma habitual. Puede crear hasta 10 localizaciones.
- 14 Inserte el introductor de la aguja y realice la exploración de confirmación.
- 15 Lleve a cabo el procedimiento de intervención y las exploraciones deconfirmación que desee.

En los estudios SureLoc se puede mostrar un mapa de captación, que podría ser

## Superposición del mapa de captación

captación/ vaciado activado

captación/ vaciado desactivado



barra de desplazamiento de captación útil a la hora de localizar el objetivo. Para ver los mapas de superposiciones, debe tener una serie Pre y otra Máxima y todas las series Post que desee en la configuración de su estudio. Si no ve una superposición, compruebe que se han asignado las series correctas a los alias Pre y Máxima.

El mapa de captación le permite mostrar u ocultar un mapa de captación de contraste y está disponible para las series dinámicas definidas en sus preferencias del estudio. Si ve una superposición en color, está presente la captación de contraste. Si está viendo una serie con bastantes datos de poscontraste para determinar las características de vaciado, puede ver una superposición con dos colores: azul para indicar persistencia y rojo, para vaciado. Si la serie que visualiza no tiene una imagen posterior al contraste para determinar el vaciado, sólo se mostrará la captación como una superposición azul.

En la imagen contigua, primer panel muestra la serie Pre las superposiciones de captación están desactivadas. El segundo panel muestra tanto las características de captación como las de vaciado.

Micucci

# 5080



#### Superposiciones

Puede colocar distintos tipos de superposiciones en las imágenes de CAD~. El menú Ver enumera la mayoría de las superposiciones de imagen disponibles.

Este manual trata las herramientas de navegación, las herramientas de filtro de imagen y los puntos de referencia torácicos. También trata la herramienta de registro, que está asociada con las herramientas de filtro, y las superposiciones de AngioMap.

Para obtener información sobre el resto de las herramientas de este menú, consulte la Guía de Referencia en línea.

## Herramientas de navegación

Cuando la herramienta Líneas de navegación esté activada, podrá hacer clic en el área de interés de un plano para mostrar una línea amarilla fina que se sitúe sobre las imágenes en otros planos para marcar el punto de intersección de los cortes.

A continuación, CADstream mostrará un ángulo de enfoque de todas las imágenes en la localización en donde haya hecho clic.

Tecla rápida: Ctrl + N

Active la Ventana de navegación para visualizar un pequeño localizador que realiza un seguimiento de la posición actual dentro de la serie de la sección que se está visualizando actualmente y de la localización del resto de las secciones de dicha serie. Puede hacer clic en esta imagen de navegación para mostrar la sección más cercana a la localización sobre la que haya hecho clic.

#### Filtros de Imagen

#### Mejora de bordes

Mejora de

CADstream ofrece varias herramientas de filtros de imagen que puede aplicar a las imágenes. Los iconos del filtro son interruptores de

bordes

Apoderada Arganina S.A. mg, Eudared Domings 1 officies2

5089

conmutación y los filtrospueden activarse o desactivarse para las imágenes individuale

Utilice el filtro de mejora de bordes para intensificar o mejorar los bordes de las zonas de contraste de la imagen. Al hacer clic en el icono de mejora de bordes, se alterna entre la imagen original y la intensificada.

# Conmutación de registro





Si aplica un algoritmo de registro de CADstream a las series de AngioMap o de sustracción, puede alternar entre la visualización de las series registradas y de las series originales sin registrar. Existen interruptores independientes para activar/ desactivar el registro para las zonas de imagen.

Haga clic en el icono de registro que aparece en la parte superior del panel de imagen para cada serie registrada. Cuando una serie registrada está en estado sin registrar, el cuadrado naranja aparece en la esquina inferior derecha del icono; cuando una serie está registrada, el cuadrado naranja aparece en medio del icono.

## Filtro de Inversión





El filtro de inversión de imagen está disponible sólo en los estudios mamográficos. El filtro es un interruptor de conmutación; si hace clic en el icono, cambia al estado contrario. Si el icono muestra una flecha hacia abajo, el filtro de inversión está desactivado, si el icono muestra una flecha hacia arriba, el filtro de inversión está activado.

## Puntos de referencia torácicos (sólo para estudios de mama)

Al activar Puntos de referencia torácicos, aparecerá una superposición en todas las imágenes.


Esta superposición indica la superficie de la piel, la localización de los pezones, la pared torácica y la extensión de la máscara cardíaca según los cálculos de CADstream.

Tecla rápida: Ctrl + B

#### Superficie cutánea

Para que la superficie de la piel sobresalga de la imagen, CADstream rellena el fondo con un color azulado.

ING. Eduardo Domingo Fernanca: DIRECTOR TECNICO



#### Localización del pezón

CADstream calcula automáticamente la localización del pezón, que se marca con triángulos en amarillo claro  $(\triangle)$ .

#### Zona cardíaca

La zona cardíaca está recubierta por una máscara púrpura clara, que indica la extensión de la máscara cardíaca calculada. Los AngioMaps atenuados de la zona cardíaca indican que son parte de la reducción de perturbaciones cardíacas. CADstream utiliza la pared torácica estimada para las mediciones de la pared de la lesión al pecho; la máscara cardíaca indica el área excluida de los cálculos de volumen y de MIP. Tenga en cuenta que los AngioMap están atenuados en la zona cardíaca independientemente de si la superposición del punto de referencia está activada o desactivada.

#### Pared torácica

CADstream no detecta la pared torácica. En su lugar, se aproxima a la localización de la pared torácica y coloca una línea verde azulada en la imagen para indicar dicha aproximación. Después de revisar las imágenes, si lo desea, puede mover la línea para localizar de forma más precisa la pared torácica. El área entre el indicador de la pared torácica y la superficie cutánea es la extensión del área que utiliza CADstream para calcular el volumen de la mama.

Tenga en cuenta que al mover el marcador de la pared torácica, es necesario procesar de nuevo el estudio. Al mover este marcador, CADstream muestra un cuadro de diálogo que le indica que se volverá a procesar el estudio utilizando la nueva localización de la pared torácica.

#### Herramientas de diseño

Esta sección describe las herramientas de diseño de imagen y series y explica cómo quardar y utilizar los diseños preferidos para todos los estudios parecidos.

#### Menú Diseños

poderada

Las herramientas de diseño se encuentran en el menú Diseños de la barra de herramientas principal.





#### Menú diseño de series

El menú Diseños de series le permite seleccionar el número de paneles de imagen que desea visualizar al mismo tiempo (véase la imagen contigua).

Las opciones que están debajo de la línea gruesa están disponibles en sistemas con dos monitores.

#### Almacenamiento de diseños

Utilice el comando Guardar diseño para guardar su diseño favorito. Al definir y guardar varios diseños elaborados con cuidado, puede utilizar el menú de selección de diseño en la barra del menú principal o los comandos de navegación del diseño en el menú Herramientas para desplazarse por los diseños guardados y ver series específicas.

También puede asignar diseños para cada una de las fichas del panel Resultados. Una vez que haga esto, cada vez que abra una ficha para una preferencia de un estudio específico, aparece la pantalla de la imagen que desee. Tenga en cuenta que los diseños de la cartera automática se guardan como una función independiente y no aparecen en el menú de diseños.

### Para guardar un diseño personalizado:

1 Abra un estudio de paciente y seleccione las series que desee visualizar. Personalice el diseño para mostrar las superposiciones que desee y las opciones de visualización.

#### 2 Guarde el diseño.

3 En el menú Diseños, seleccione el comando Guardar diseño... Aparecerá una ventana aue muestra preferencia del estudio actual y le pide que asigne un nombre al diseño que esté visualizando. La configuración que guarde se aplicará a todos los estudios mediante la misma preferencia del estudio predeterminado.


Para guardar un diseño personalizado para la ficha Résultados:

1 Abra un estudio de paciente y amplíe el panel Resultados. Abra cualquier ficha.

Mariana Micucci

ing, Eduardo Domingo Fernández

DIRECTOR TECNICO



- 2 Seleccione series para visualizar que sean adecuadas al contexto de la ficha.
- 3 En el menú Diseños, seleccione el comando Guardar diseño... Aparece una ventana que muestra la preferencia del estudio actual. Si desea asociar este diseño con la ficha seleccionada, haga clic en la casilla de verificación. El nombre de la ficha se incluye automáticamente en el campo Nombre. Aunque no pueda cambiar este nombre, aparece en la ventana Organizar diseños, por lo que pueda tratarlo como cualquier otro diseño quardado.

#### 4 Guarde el diseño.

Haga clic en el botón Aceptar para guardar el diseño. Si decide asignar el diseño a una ficha, tenga en cuenta que el icono de éste ahora aparece en el encabezado para indicar que hay un diseño guardado asociado con la ficha en particular.

Este diseño ahora está disponible en todos los estudios mediante la misma preferencia del estudio.


#### Organización de diseños

Los diseños guardados se pueden reorganizar o borrar con las opciones de Organizar diseños que se muestran a continuación.

5080

Área funcional	Descripción
Botón de selección Utilizar mis diseños	Haga clic en este botón de selección para utilizar únicamente los diseños definidos personalmente.
Botón de selección Utilizar diseños de zona	Haga clic en este botón de selección para que únicamente estén disponibles en el menú de diseño los diseños definidos por zona.
Preferencia del estudio actual:	Éste es el nombre de la preferencia del estudio para el estudio que se está visualizando.
Mostrar diseños para:	Haga clic en el menú desplegable para visualizar una lista de las preferencias del estudio de CADstream que tienen diseños definidos.
Mis diseños:	Ésta es la lista de los diseños definidos por el usuario para la preferencia del estudio seleccionado actualmente.
Diseños de zona:	Ésta es la lista de los diseños definidos por la zona para la preferencia de estudio seleccionada actualmente.
Flechas arriba y abajo	Tanto para los diseños definidos por el usuario como para los diseños definidos por la zona, utilice estas flechas para mover un diseño seleccionado hacia arriba o hacia abajo en la lista. El primer diseño de la lista es el que se muestra cuando abre un estudio con la preferencia del estudio asociado.
Borrar	Borra los diseños seleccionados. Una vez borrados, los diseños no se pueden restaurar. Los administradores son los únicos que pueden borrar las vistas de diseño de la zona.
Borrar todo	Borra todos los diseños. CADstream no muestra una advertencia de que va a borrar todos los diseños. Los administradores son los únicos que pueden borrar los diseños de la zona.
Copiar diseños entre Mis diseños y Diseños de zona	Seleccione un diseño en cualquier columna. Haga clic en la flecha adecuada para copiar el diseño seleccionado en la otra columna.
Aplicar diseños	Haga clic en este botón para aplicar los diseños de la preferencia del estudio seleccionado a la preferencia del estudio actual. Utilice esta técnica para copiar los diseños existentes en un nuevo protocolo para el que no se ha definido ningún diseño. Este botón está atenuado cuando el diseño seleccionado es el mismo que el diseño para la preferencia del estudio actual.
Cancelar	Haga clic en el botón Cancelar para cerrar la ventana sin realizar cambios.
Aceptar	Haga clic en Aceptar para aceptar todos los cambios que haya hecho en la ventana.
<del></del>	

Mariana Micucci Aphdenada Argenna RA



#### Múltiples diseños

Es posible guardar múltiples diseños con distintos nombres. Para recuperarlos, utilice el menú desplegable Diseño o las flechas de desplazamiento del extremo derecho de la barra de herramientas del menú principal.

Techas rápidas: Ctrl + Y (siguiente diseño) Alt + Y (diseño anterior)

#### Exportación de estudios

Esta sección describe cómo establecer las preferencias de exportación del estudio, cómo exportar manualmente un estudio o estudios y cómo copiar los estudios exportados a un CD/DVD.

#### Establecimiento de las preferencias de exportación predeterminadas

Las preferencias de exportación predeterminadas tanto para los estudios de diagnóstico y de SureLoc se establecen utilizando el panel Exportar en la ventana Preferencias del estudio.

Una vez que se haya definido una tarea de exportación, se coloca en la lista de procesos. Estos ajustes se utilizan después para las operaciones de exportación automáticas (si está seleccionada una opción de exportación automática). Existen seis formatos de exportación: CADalog, datos de BI-RADS©, Portable CADalyst,

Portfolio, DICOM y archivos DICOMDIR.

Ing. Eduardo Domingo Fernández DiRáctor Tachico



## Definición de una tarea de exportación para DICOM/ DICOMDIR

Las funciones de exportación para estos dos formatos son parecidas: utilice DICOMAE para exportar las series seleccionadas a las entidades de aplicación (AE) DICOM; utilice DICOMDIR para exportar las series seleccionadas como archivos DICOM a una ubicación configurada en su red. Las opciones de exportación que se definen en el panel Exportar de la ventana Preferencias del estudio se aplican automáticamente a los estudios exportados.

1 En el panel Exportar, haga clic en el botón Añadir Exportación para visualizar una lista de las opciones de formatos de exportación. Elija Exportar DICOM o Exportar DICOMDIR para mostrar una ventana similar a la imagen contigua.

- 2 Si lo desea, seleccione una opción de exportación automática:
  Automáticamente después de procesadaso Automático después de revisado. Si no activa la casilla de verificación Exportación automática, se entiende que se realiza una exportación manual.
- 3 Programe una hora para la exportación. Por ejemplo, podría llevarla a cabo en un momento fuera del horario de trabajo para reducir el impacto en la red.
- 4 Seleccione el destino de los archivos exportados.
  - a) Para la exportación DICOM, seleccione la AE (entidad de aplicación) que desea en su red utilizando la lista desplegable Enviar a DICOM AE. Recuerde que las entidades de aplicación se deben configurar mediante CADstream antes de que puedan reconocerse en la red. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el administrador de CADstream.
  - **b)** Para la exportación DICOMDIR, introduzca el nombre de la ruta o desplácese por la ubicación de red que desee para los archivos exportados.
- 5 Haga clic en el botón Exportar serie... para mostrar la ventana Exportar serie.
- **6** Seleccione las series que desea exportar. Coloque marcas de verificación al lado de todos los elementos que desee exportar.

7 Cuando haya terminado de realizar las selecciones en la ventana de exportación, haga clic emAceptar para aceptar los cambios.

ing. Eduardo Domingo Fernández



#### Definición de una tarea de exportación para Portable CADalyst

Utilice este formato para exportar un estudio con el fin de visualizarlo en un ordenador basado en Windows® que no tenga CADstream instalado.

- 1 En el panel Exportar, haga clic en el botón Añadir Exportación para visualizar una lista de los formatos de exportación. Elija Exportar Portable CADalyst para visualizar la ventana que aparece en la imagen contigua.
- 2 Si lo desea, seleccione una opción de exportación automática: Automáticamente después de procesadas o Automático después de revisado. Si no activa la casilla de verificación Exportación automática, se entiende que se realiza una exportación manual.
- 3 Programe una hora para la exportación.
- 4 Seleccione el destino de los archivos exportados. Introduzca el nombre de la ruta o desplácese por la ubicación de red que desee para los archivos exportados.
- 5 Defina las opciones de exportación.

Apoderada

## Definición de una tarea de exportación para CADalog

CADalog es la biblioteca de estudios de CADstream que permite recuperar rápidamente los estudios de CADstream anteriores para ampliar la revisión o el procesamiento, según sea necesario.

1 En el panel Exportar, haga clic en el botón Añadir Exportación para visualizar una lista de los formatos de exportación. Elija Exportar CADalog para visualizar la ventana que aparece en la imagen contigua.

2 Si lo desea, seleccione una opción de exportación automática: Automáticamente después de procesadas o Automático después de revisado. Si no activa la casilla de verificación Exportación automática, se entiende que se realiza una exportación manual.

- 3 Programe una hora para la exportación.
- 4 Seleccione el destino de los archivos exportados. Seleccione la localización de CADalog que desee utilizando la lista desplegable, que muestra todas las localizaciones disponibles.
- 5 Si lo desea, coloque una marca de verificación en la casilla de verificación Eliminación automática del estudio. Recuerde que si activa Exportar automáticamente después de la revisión, debería comprobar también la Eliminación automática del estudio para evitar que los estudios se acumulen en el servidor deCADstream.

#### Definición de una tarea de exportación para los datos de BI-RADS®

Esta opción le permite exportar la información de volumen y de BI-RADS® a un archivo XML que pueden leer diversos paquetes de software de otros fabricantes para incorporarla a otros sistemas de elaboración de informes.

1 En el panel Exportar, haga clic en el botón Añadir Exportación para visualizar una lista de los formatos de exportación. Elija Exportar datos de BIRADS para visualizar la ventana que aparece en la imagen contigua.

a M∫cucci

e Argentina S A:

5080%

2 Si lo desea, seleccione una opción de exportación automática: Automáticamente después de procesadas o Automático después de revisado. Si no activa la casilla de verificación Exportación automática, se entiende que se realiza una exportación manual.

- 3 Programe una hora para la exportación.
- 4 Seleccione el destino de los archivos exportados. Introduzca el nombre de la ruta o desplácese por la ubicación de red donde desee guardar los archivos exportados.

## Definición de una tarea de exportación para Portfolio

Puede hacer que CADstream exporte automáticamente carteras desde el servidor CADstream o desde CADalog. La opción de exportación de carteras es muy flexible porque le permite exportar automáticamente los datos de la cartera de forma adecuada para una variedad de utilizaciones. Estas instrucciones suponen que ha añadido resultados a su cartera

- 1 En el panel Exportar, haga clic en el botón Añadir Exportación para visualizar una lista de los formatos de exportación. Elija Exportar Portfolio para visualizar la ventana que se muestra en la imagen contigua.
- 2 Para exportar automáticamente la cartera después de efectuar la revisión, haga clic en Exportar automáticamente después de la revisión.
- 3 Programe una hora para la exportación.
- 4 Elija el tipo de exportación de cartera. Haga clic en la flecha hacia abajo del campo Exportar Portfolio para visualizar una lista de las opciones de exportación. Debe disponer de una DICOM AE en su red para ver estas opciones en el menú.
- **5** Seleccione el destino de los archivos exportados. Introduzca el nombre de la ruta o desplácese por la ubicación de red donde desee guardar los archivos exportados.
- 6 Haga clic en el botón Aceptar para añadir la cartera a la lista de procesos.

#### Eliminación de una tarea de exportación

- 1 Visualice la ventana Preferencias del estudio y haga clic en el panel Exportar.
- 2 En la lista de procesos, seleccione una tarea de exportación para borrarla haciendo clic en cualquier parte de la fila.

3 Haga clic en el botón Borrar para borrar las tareas de exportación seleccionadas.

Ma (iana) Moucei Apolerada - Usarre Agentra S A:





## Exportación de estudios manual

Es posible que, de vez en cuando, desee exportar estudios para fines concretos como, por ejemplo, una presentación, o para enviarlos a otras personas.

- 1 Visualice la página Estudios.
- 2 Seleccione el estudio o estudios que se van a exportar haciendo clic en el icono de Localización.
- 3 Coloque el puntero sobre el botón Exportar (situado encima de la lista de estudios del paciente) para mostrar la lista de los formatos de exportación disponibles. Elija el formato de exportación que desee.
- 4 Seleccione las opciones de exportación que desee utilizando las instrucciones que encontrará en los encabezamientos de las opciones de exportación específicas indicados anteriormente en esta sección.
- **5** Exporte los estudios y diseños seleccionados. Haga clic en el botón Exportar para comenzar el proceso de exportación. (Para obtener información detallada sobre las tareas de exportación, consulte "Exportación de estudios".)
- 6 Supervise el progreso de exportación. En la página *Estudios*, asegúrese de que aparece una marca de verificación en el cuadro Lista de recarga automática. El progreso de la exportación se muestra como un valor de porcentaje completo; cuando finaliza la exportación, el estado indica *enviado*. Si falla la exportación, aparece el mensaje de que no se ha completado en la columna Estado de DICOM.
- 7 Si desea ubicar los estudios exportados en soportes CD/DVD, consulte "Copia de los estudios exportados a CD/DVD".

## Cómo exportar CADstream un estudio de Portable CADalyst

CADstream exporta el estudios estudio O seleccionados junto ciertos componentes necesarios para mostrar los estudios de Portable. componentes Estos se encuentran en el nivel superior del directorio de destino archivos como están que

ana Micucci

disponibles para ejecutar el resto de los estudios exportados a esta localización.

Cada estudio se exporta a una carpeta con el nombre del paciente precedido de la palabra CAD-.

A la izquierda se muestra un ejemplo de un directorio de Portable CADalyst.

El estudio exportado se llama CAD-031-0084-C-W. Los archivos sueltos y la carpeta

PortableCADalystBin se utilizan para todos los estudios exportados.





## Copia de los estudios exportados a CD/DVD

Después de exportar los datos de CADstream, puede copiarlos a un soporte de disco (CD, DVD o DVD de doble capa). Merge CAD proporciona el grabador de discos CAD~, con el que podrá copiar fácilmente los datos deseados a un soporte de disco. Se puede acceder a esta herramienta desde el icono que está en la parte superior del escritorio.

## Para copiar imágenes o estudios guardados en un CD/DVD:

1 Haga clic en el icono de grabación de discos que está en la parte superior del escritorio. Aparecerá la ventana Grabador de discos CAD~.

2 Navegue hasta la ubicación de los datos que desee copiar en un disco.

Utilice la zona Examinar para ubicar los archivos que desea copiar en el disco. Amplíe las carpetas cuando sea necesario.

Esta área muestra sólo aquellas ubicaciones a las que se puede acceder mediante CADstream.

3 Elija los archivos que desea copiar en el disco.

Haga clic en un archivo para seleccionarlo. Haga clic en Mayús para seleccionar los archivos adyacentes; haga clic en Control para seleccionar los archivos no adyacentes.

4 Mueva los archivos al área Archivos seleccionados.

Cuando están seleccionados todos los archivos, haga clic en la flecha verde hacia la derecha para mover los archivos seleccionados al cuadro que se encuentra en la parte derecha de la ventana.

5 Elija el soporte de disco con el tamaño adecuado.

na Micucci

Cuando añada estudios al área Archivos seleccionados, observe que la barra que está cerca de la parte inferior de la pantalla muestre gráficamente la capacidad necesaria de los soportes de disco para los datos seleccionados. La progresión de color es la siguiente: azul para CD, verde para DVD y amarillo para DVD de doble capa. En la imagen superior, la barra amarilla indica que es necesario un DVD de doble capa para copiar todos los datos seleccionados. Elija un tamaño de disco según la progresión del color de la barra. Si supera la capacidad de un DVD de doble capa, el color de la barra cambia a rojo. Si supera la capacidad de los discos que están disponibles, utilice la flecha verde hacia la izquierda para eliminar los archivos del área seleccionada hasta que la barra de color indique que se pueden copiar los datos en los discos disponibles.

6 Cargue el soporte de disco en la unidad de disco. Aparece una ventana de diálogo de Windows. Haga clic en el icono No hacer nada.



7 Grabe los datos en el disco.

Haga clic en el botón Grabar para copiar todos los archivos seleccionados en el soporte de disco. Aparece una ventana Grabar imagen que ofrece el progreso sobre el procedimiento de copia. Cuando haya terminado, compruebe el disco para asegurarse de que se han copiado todos los datos.

8 Elimine los archivos copiados en el directorio como se describe en "Organización de la carpeta \TempExport". Es posible que el disco no se copie correctamente. Las razones más frecuentes de que se produzca un fallo de exportación son los discos en malas condiciones o estudios demasiado grandes para exportar a un CD. Si sospecha que un disco está dañado, vuelva a intentarlo con un disco nuevo o utilice un DVD.

#### Organización de la carpeta \TempExport

Cuando se exportan estudios para poder copiarlos a CD/DVD, por ejemplo, para exponerlos en la junta de expertos sobre tumores, primero se exportan a la carpeta \TempExport y después se copian a un CD/DVD. Una vez que se han copiado los estudios a un CD/DVD, borre los estudios exportados de la carpeta \TempExport ya que no los volverá a necesitar. Este directorio es responsabilidad suya; si no elimina los estudios innecesarios, se llenará y no podrá seguir exportando estudios a dicho directorio.

#### Importación de estudios

Para revisar los estudios de CADstream exportados o los archivos DICOMDIR exportados, puede importarlos de nuevo al servidor de CADstream. Los párrafos siguientes describen ambos procesos.

#### Importación de estudios de CADstream

Para modificar los estudios almacenados en CADalog (los estudios que haya exportado previamente a CADalog) debe recuperarlos de CADalog. Tenga en cuenta que con este método sólo puede recuperar los estudios que muestran el icono de CADalog en columna izquierda de la lista de estudios.

#### Para importar un estudio desde CADalog:

- 1 Seleccione al menos un estudio de CADalog en la lista de estudios.
- 2 Haga clic en el botón Importar estudios para mostrar el menú de importación de estudios y elija Importar estudios de CADalog seleccionados.

3 Se inicia el proceso de importación. Cuando finalice el proceso de importación, el estudio aparece en la lista de estudios

ing, Eduardo Domingo Fernández DiRECTOR TECNICO

Apoderada Healthoara Araentina SiAt





## Para importar un estudio portátil de CADalyst desde un CD/DVD:

- 1 Coloque el CD/DVD que contiene los archivos del estudio en la unidad de soporte de disco de su estación de trabajo.
- 2 Haga clic en el botón Importar estudios para mostrar el menú de importación de estudios. En este menú, elija Importar Portable CADalyst... para mostrar la ventana Seleccionar carpeta que contiene una lista de las unidades de disco autorizadas por CADstream.
- **3** En la ventana Seleccionar carpeta, ubique la unidad de soporte de disco, normalmente la unidad F. Haga clic en el icono para ampliar la carpeta que representa la unidad de soporte de disco para mostrar el contenido del disco.
- 4 De los estudios indicados en el CD/DVD que ha introducido, seleccione uno o varios que desee importar y haga clic en el botón Aceptar. Como los estudios de Portable CADalyst se ejecutan automáticamente, puede que la ventana de Portable CADalyst se abra durante el proceso de selección del estudio. Si esto sucede, cierre la ventana, ya que no es necesario visualizarla al importar un estudio de Portable CADalyst.
- **5** Se inicia el proceso de importación. Cuando finalice el proceso de importación, aparece el estudio en la lista de estudios.

#### Importación de archivos DICOMDIR

Los archivos DICOMDIR se exportan normalmente a ubicaciones de red o a CD/DVD. Si considera necesario revisar un estudio DICOM exportado, puede importarlo a CADstream siguiendo estas instrucciones:

па Місцосі

- 1 Haga clic en el botón Importar Estudios para mostrar el menú de importación de estudios; elija Importar archivos DICOM... para mostrar la ventana Seleccionar carpeta.
- 2 Localice los estudios en la red o en el CD/DVD. Si los importa desde una ubicación de red, elija la letra de la ubicación de red que desee. Haga clic en el icono de ampliación de la carpeta que representa la ubicación de red para mostrar el contenido de dicha ubicación. Si realiza la importación desde un CD/DVD, localice la unidad de soporte de disco, normalmente la unidad F. Haga clic en el icono para ampliar la carpeta que representa la unidad de soporte de disco para mostrar el contenido del disco. En cualquiera de los dos casos, seleccione una o varias carpetas de estudios. Haga clic en el botón Aceptar para iniciar el proceso de importación.

3 Supervise el progreso de la importación desde la página Estudiós. La importación se completa cuando el contador de archivos DICOM llega a cero y cuando la columna de estado indica preparado para leer.



## Advertencias y precauciones

#### **Advertencias**

Peligro de descarga eléctrica en caso de conexión incorrecta.

Asegúrese de conectar el sistema a una toma eléctrica con la tensión y la corriente correspondientes a los niveles especificados para el sistema. El uso de una toma eléctrica incompatible puede producir descargas eléctricas y peligro de incendio.

Peligro de descarga eléctrica en caso de toma de tierra incorrecta.

No utilice nunca un adaptador de enchufe de dos patillas para conectar la alimentación principal al sistema. El uso de un adaptador de dos patillas desconecta la toma de tierra auxiliar, creando un peligro de descarga eléctrica. Conecte siempre el cable de alimentación del sistema directamente a una toma eléctrica adecuada con una toma de tierra funcional.

Peligro de descarga eléctrica en caso de limpieza con la alimentación aplicada Apague siempre el interruptor de alimentación y desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar las superficies externas o los componentes internos del dispositivo con objeto de evitar el peligro de descarga eléctrica. En caso de no retirar la alimentación del monitor antes de efectuar dicho procedimiento, puede producirse una descarga eléctrica.

Peligro de descarga eléctrica por el derrame de líquidos

No coloque recipientes con líquido sobre el dispositivo. No derrame líquidos sobre el sistema; la entrada de fluidos en los componentes internos supone un peligro de descarga eléctrica. Apague el dispositivo, desconéctelo de la toma de alimentación y seque inmediatamente todo el líquido derramado. No ponga en marcha el sistema si los componentes internos han estado expuestos al líquido.

#### Campos electromagnéticos

Este dispositivo es un producto de Clase A de acuerdo con las Normas de la FCC. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio con otros dispositivos electrónicos, como teléfonos y otros equipos médicos, en cuyo caso es posible que el usuario deba adoptar medidas para reducir dichas interferencias.

#### **Precauciones**

#### Instalación exclusiva

El software del servidor de CADstream $^{\circledR}$  debe instalarse en una plataforma de servidor de CADstream $^{\circledR}$  exclusiva que admita únicamente el dispositivo CADstream $^{\circledR}$  y su software operativo.

#### Instalación y uso de software no relacionado

No se pueden instalar ni utilizar aplicaciones de software no relacionadas con el sistema en la plataforma del servidor de CADstream<sup>®</sup>, ya que esto puede afectar al funcionamiento de dicho sistema, así como poner en peligro o dañar los registros médicos de los pacientes.



### Procedimientos de copia de seguridad de datos

Merge CAD recomienda utilizar los procedimientos de la red existentes para crear con regularidad copias de seguridad de los datos de CADstream<sup>®</sup>. El sistema CADstream<sup>®</sup> admite también los procedimientos de copia de seguridad impresa.

El sistema CADstream<sup>®</sup> no debe utilizarse para archivar o realizar copias de seguridad de datos de un generador de imágenes de RM. Este tipo de uso indebido de la base de datos de CADstream<sup>®</sup> puede afectar al funcionamiento y poner en peligro o dañar los registros médicos de los pacientes.

## Cumplimiento de la normativa ACR

CADstream<sup>®</sup> debe utilizarse sólo en un ordenador y con un monitor que cumplan la normativa del ACR (Colegio Americano de Radiología) para estudios de matriz pequeña.

## Procedimientos de apagado

Para evitar la pérdida de datos, excepto en situaciones de emergencia, siga los procedimientos descritos en el capítulo 2 de la Guía de referencia para apagar el sistema CADstream<sup>®</sup>.

## Instalación y mantenimiento

El dispositivo CADstream<sup>®</sup> debe ser instalado sólo por personal autorizado de Merge CAD. Sólo el personal con cualificación técnica formado por Merge CAD puede efectuar procedimientos de reparación y mantenimiento en el software y los componentes internos.

#### Limitaciones

□ Las decisiones sobre el diagnóstico u otras decisiones acerca del tratamiento del paciente no deben basarse únicamente en los resultados de CADstream<sup>®</sup>.

Al visualizar un estudio de CADstream<sup>®</sup>, Merge CAD recomienda que los usuarios tenga en cuenta la mayoría de los factores clínicos que pueden afectar al AngioMap y a la evolución cinética de las lesiones como:


- Escáner de imágenes MR y protocolo de exploración. Los escáneres varían en la manera de adquirir imágenes y los protocolos de exploración pueden alterar aún más los datos de la imagen original. Los cambios resultantes en el estudio de las intensidades de los píxeles y el intervalo dinámico pueden afectar al contraste cinético y a la presentación de AngioMap. Por ejemplo, las imágenes de alta resolución, como las imágenes de 1024 x 1024, podrían mostrar ruido en la superposición de AngioMap.
- El flujo de sangre del paciente y la inyección de contraste, la dosis y el tipo. Las variaciones en el flujo de sangre de los pacientes (por ejemplo, el ciclo de menstruación u otros factores ambientales) o los cambios en el tipo de contraste o en la manera en que se administra pueden afectar al nivel de

mejora de los estudios de imágenes por RM dinámicos. Así, a su vez, pueden afectar a los curvas cinéticas y a la presentación de AngioMap.

- Perturbaciones de la imagen y movimiento del paciente. Las perturbaciones de la imagen pueden alterar el intervalo dinámico de un estudio. A su vez, esto afecta a la

Ing. Edua<del>rdo Do</del>mingo Fernández





□Las variaciones específicas del aparato generador de imágenes pueden hacer necesaria la asistencia de Merge CAD para poder empezar a usar el dispositivo. Los representantes de Merge CAD ayudarán al personal médico a determinar la compatabilidad de los dispositivos CADstream con el sistema de imagen por RM. Si fuera necesario, los representantes de Merge CAD ajustarán las preferencias del estudio de CADstream<sup>®</sup> de la manera adecuada para que el sistema CADstream sea capaz de permitir cambios en el procesamiento de imágenes de un usuario.


□ En el procesamiento con CADstream<sup>®</sup> entran en juego factores adicionales que se deberían tener en cuenta; cabe mencionar: las máscaras de las áreas cutánea y cardíaca, los umbrales de captación, el filtro de fondo y el registro. (Consulte las secciones relevantes de este documento y la Guía de Referencia en línea para obtener más información sobre estas características.) Al evaluar las características de mejora de un estudio de CADstream<sup>®</sup>, los usuarios deben:

- Evaluar las máscaras de las áreas cutánea y cardíaca, y comprobar la presencia en esta última área de las formas de curva esperadas (la captación en la serie máxima designada y luego el vaciado);
- Visualizar las curvas correspondientes a las áreas de mejora que no tienen colores de la superposición de AngioMap (pueden ser de mejora lenta [por debajo del umbral de captación], estar por debajo del filtro de fondo [BajaDif] o tratarse de pequeñas áreas que se filtraron y excluyeron);
- Alternar entre imágenes registradas y no registradas;
- Visualizar las sustracciones para identificar las áreas de aumento en la mejora;
- Observar con atención la superposición de AngioMap.

□ Antes de utilizar estadísticas de resumen o superposiciones de ADC (coeficiente de difusión aparente), examine minuciosamente las series de difusión y el mapa de ADC para asegurarse de que presentan un aspecto razonablemente correcto; además:

- Asegúrese de que las imágenes de difusión se asocian con los valores b correctos que se utilizan en la adquisición de imágenes;
- Recuerde que las imágenes de difusión con un valor b superior experimentan una mayor pérdida de la intensidad de la señal si se compara con una imagen con valor b más bajo (una forma rápida de verificar los datos de entrada).

☐ Todos los cálculos asociados a las segmentaciones de Couinaud, a las lesiones y al hígado se derivan de los datos procedentes del usuario. Una vez completada la segmentación, revise con cuidado todas las imágenes y verifique tanto los límites como los segmentos de Couinaud.



☐ El uso eficaz del dispositivo CADstream<sup>®</sup> exige el cumplimiento de los requisitos del protocolo de imagen de RM y de las instrucciones del fabricante del generador de imágenes de RM en lo concerniente al mantenimiento y la calibración del aparato.

☐ Las características de rendimiento del software de análisis CADstream<sup>®</sup> han sido

evaluadas por medio de sistemas de imágenes de RM de Tesla 1.0, 1.5 y 3.0.

DICOM 3.0.

5080



☐ La precisión en las mediciones de CADstream<sup>®</sup> está limitada a la del sistema de imagen de RM y a las técnicas de obtención de imágenes específicas de la zona. Las mediciones se realizan dentro de las dimensiones de un vóxel, como lo define la imagen que se está midiendo.

Director Técnico: Ing. Eduardo Domingo Fernández - MN 5363 COPITEC

Autorizado por la ANMAT PM 1407-209

Mariana Micucci



## ANEXO III CERTIFICADO

Expediente No: 1-47-149/13-4

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº 5.0.0 y de acuerdo a lo solicitado por GE Healthcare Argentina S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de procesamiento de imágenes.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-369 – Sistemas de Imagenología Digitales.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Merge Healthcare.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Visualización, análisis y generación de informes de estudios de imágenes de resonancia magnética, en exámenes de resonancia magnética para mamas, cáncer de próstata y enfermedades del hígado.

Modelo: CADstream.

Condición de venta: Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del fabricante: Merge Healthcare.

Lugar/es de elaboración: 900 Walnut Ridge Drive, Hartland, WI 53029, Estados Unidos.

Se extiende a GE Healthcare Argentina S.A. el Certificado PM 1407-209, en la Ciudad de Buenos Aires, a ......................, siendo su vigencia por cinco

(5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº 5080

Or. 10110 A ORSINGHER
Sub Administrator Nacional

