



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 9059

BUENOS AIRES, 02 NOV. 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-786-15-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma St. Jude Medical Argentina S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-961-179, denominado: Sistema de compresión femoral, marca St. Jude Medical.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 1490/92, 1886/14 y 1368/15.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-961-179, denominado: Sistema de compresión femoral, marca St. Jude Medical.

f LV



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T*

DISPOSICIÓN N° 9059

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-961-179.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado original. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-786-15-7

DISPOSICIÓN N° 9059

sgb

DR. LEONARDO VERNA
SUBADMINISTRADOR NACIONAL
DECRETO N° 1368/2015
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° 9059 a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-961-179 y de acuerdo a lo solicitado por la firma St. Jude Medical Argentina S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: Sistema de compresión femoral.

Marca: St. Jude Medical.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 485/12 de fecha de 25 de Enero de 2012.

Tramitado por expediente N° 1-47-10944/11-8.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Fabricante	1) St Jude Medical Systems AB Palmbladsgatan 10, S-754 50 Uppsala, Suecia 2) St Jude Medical 177 East County Road B, St Paul, MN 55117, Estados Unidos 3) St Jude Medical Costa Rica Ltda Edificio #44, calle 0, Ave 2, Zona Franca Coyol, El Coyol, Alajuela, Costa Rica	1) St Jude Medical Systems AB Palmbladsgatan 10, S-754 50 Uppsala, Suecia 2) St Jude Medical 177 East County Road B, St Paul MN 55117, Estados Unidos 3) St Jude Medical Costa Rica Ltda. Edificio #44, calle 0, Ave 2, Zona Franca Coyol, El Coyol, Alajuela, Costa Rica 4) St. Jude Medical 5050 Nathan Lane North, Plymouth, MN, Estados Unidos

Handwritten signature or initials.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T


		55442 5) St. Jude Medical, Puerto Rico, LLC, Lot 20-B St., Caguas, PR Estados Unidos 00725
Rótulos	Aprobado por Disposición ANMAT N° 485/12.	A fs. 8.
Instrucciones de Uso	Aprobado por Disposición ANMAT N° 485/12.	A fs. 9 a 18.

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma St. Jude Medical Argentina S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-961-179, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **02 NOV. 2015**

Expediente N° 1-47-3110-786-15-7

DISPOSICIÓN N° **9059**


SR. LEONARDO VERNA
SUBADMINISTRADOR NACIONAL
DECRETO N° 1368/2015
A.N.M.A.T.

PROYECTO DE ROTULO
1. Razón Social y Dirección/es del Fabricante e Importador
Fabricantes

St. Jude Medical Systems AB Palmladsgatan 10, Uppsala, S-754 50 Suecia	St Jude Medical Costa Rica Ltda. Edificio #44, Calle 0, Ave.2 Zona Franca Coyol El Coyol, Alajuela, Costa Rica	St. Jude Medical 5050 Nathan Lane North, Plymouth, MN, Estados Unidos 55442
St Jude Medical 177 East County Road B, St Paul, MN 55117, Estados Unidos	St. Jude Medical, Puerto Rico, LLC, Lot 20-B St., Caguas, PR Estados Unidos 00725	

Importador

St. Jude Medical Argentina S.A
Cerrito 836, piso 11°, Viamonte 1617 PB y Subsuelo, y Viamonte 1621 9° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
TEL/ Fax: 3723-3700 y rotativas / 3723-3701
E-mail: lgiommi@sjm.com

2. Nombre del Producto Médico: Sistema de compresión femoral
Marca: St. Jude Medical
Modelo/s: Según corresponda
3. "ESTÉRIL"
4. LOTE # SERIE #
5. FECHA DE FABRICACIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO 2 años desde su fecha de fabricación
6. "PRODUCTO MÉDICO DE UN SOLO USO"
7. Condiciones de Almacenamiento y Conservación A temperatura ambiente.
8. Instrucciones especiales de operación y uso Ver "Instrucciones para Uso"
9. Precauciones y Advertencias "No utilizar si el envase está dañado". Ver Instrucciones para Uso
10. Esterilizado por irradiación gamma
11. Director Técnico –Sebastián Antonicelli - Farmacéutico- UBA- MN 14853
12. PM autorizado por A.N.M.A.T "PM-961-179"
13. Condición de Venta "Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
ALEXANDER LOZZA
ALTA DIRECTIVA

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
Sebastián Antonicelli
Director Técnico

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO
1. Razón Social y Dirección/es del Fabricante e Importador
Fabricantes

St. Jude Medical Systems AB Palmbladsgatan 10, Uppsala, S-754 50 Suecia	St Jude Medical Costa Rica Ltda. Edificio #44, Calle 0, Ave.2 Zona Franca Coyoil El Coyoil, Alajuela, Costa Rica	St. Jude Medical 5050 Nathan Lane North, Plymouth, MN, Estados Unidos 55442
St Jude Medical 177 East County Road B, St Paul, MN 55117, Estados Unidos	St. Jude Medical Puerto Rico, LLC, Lot 20-B St., Caguas, PR Estados Unidos 00725	

Importador

St. Jude Medical Argentina S.A
Cerrito 836, piso 11°, Viamonte 1617 PB y Subsuelo, y Viamonte 1621 9° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
TEL/ Fax: 3723-3700 y rotativas / 3723-3701
E-mail: lgiommi@sjm.com

2. Nombre del Producto Médico: Sistema de compresión femoral
Marca: St. Jude Medical
Modelo/s: Según corresponda

3. "ESTÉRIL"
6. "PRODUCTO MÉDICO DE UN SOLO USO"
7. Condiciones de Almacenamiento y Conservación A temperatura ambiente.

8. Instrucciones especiales de operación y uso Ver "Instrucciones para Uso"

9. Precauciones y Advertencias "No utilizar si el envase está dañado". Ver Instrucciones para Uso

10. Esterilizado por irradiación gamma
11. Director Técnico –Sebastián Antonicelli - Farmacéutico- UBA- MN 14853

12. PM autorizado por A.N.M.A.T "PM-961-179"
13. Condición de Venta "Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
ALEJANDRA MORA
APODERADA

ST JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
Sebastián Antonicelli
Director Técnico

Descripción

El sistema de compresión femoral FemoStop consta de un arco y una bomba con manómetro reutilizables, y un conjunto desechable compuesto por compresor neumático, correa y llave de cierre. El compresor neumático se coloca en la zona de punción de vaso en la ingle del paciente. La correa se coloca alrededor del paciente. El compresor aplica una presión mecánica sobre la zona de punción de vaso para inducir hemostasis. La presión del compresor es controlada por la bomba y el manómetro reutilizables. El arco y la correa proporcionan contrapresión para el compresor.

Indicación

El sistema FemoStop está indicado para usar en la compresión de una arteria o vaso femoral después de una canulación de vaso y en la reparación de pseudoaneurismas de arteria femoral con compresión asistida por guía ultrasónica.

Contraindicaciones

Enfermedad vascular periférica grave, debido al riesgo de trombosis arterial.

Isquemia de un miembro de estado crítico.

Necrosis superficial de la piel y/o infección.

Lesiones arteriales sobre o cerca del ligamento inguinal.

Imposibilidad de comprimir adecuadamente debido, por ejemplo, hematomas coexistentes de tamaño muy grande, dolor o molestia excesivos (a pesar del uso de anestésicos/analgésicos).

Pacientes en los que no es adecuada la compresión de la arteria femoral debido a edema de la pierna, compresión del nervio femoral u obstrucción arterial.

Reparación con compresión asistida por guía ultrasónica de pseudoaneurismas femorales infectados.

Efectos adversos

Ejemplos de posibles efectos adversos que pueden derivarse del empleo de este aparato:

- Necrosis de tejido.
- Vesicación/abrasión de la piel.
- Lesiones por compresión en los nervios con los déficits sensoriales y motores subsiguientes.
- Trombosis de arteria y/o vena femoral.
- Embolización.
- Hemorragia o hematoma.
- Fístula arterio-venosa o pseudoaneurisma.
- Distensión aguda o ruptura de un pseudoaneurisma durante la reparación con compresión.

Advertencias

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
ALEJANDRA
APROBADA

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
Sebastián Antonicelli
Director Técnico

El arco compresor neumático, la llave de paso y el cinturón son de un solo uso.

No reesterilizar ni reutilizar.

No utilizar el sistema si el envase estéril no está intacto.

Revisar el sistema cuidadosamente antes de utilizarlo para verificar que todas las piezas están presentes e intactas.

La reutilización después de limpiarlo, la repetición de la esterilización y su re-empaqueado pueden deteriorar el producto, causando, por ejemplo, una reducción de la presión del arco compresor que puede ocasionar una hemorragia.

En pacientes obesos puede que no se obtenga la compresión adecuada.

La conexión inadecuada de la bomba, de forma que pueda entrar aire en la vasculatura, comporta riesgo de lesiones o muerte del paciente. Para evitar este riesgo, la bomba sólo debe conectarse al sistema FemoStop.

No aliviar la presión de forma súbita, a fin de reducir cualquier riesgo de descarga de material trombótico en la arteria. La liberación de material trombótico puede causar embolización, con el riesgo consiguiente de lesiones del paciente.

No dejar el sistema montado en el paciente para compresiones prolongadas de duración inapropiada debido al riesgo de daños en el tejido. Para periodos de compresión prolongados se recomienda hacer una breve interrupción como mínimo cada tres horas de compresión. Una compresión y/o inmovilización inapropiadamente prolongadas pueden incrementar el riesgo de trombosis o embolización, con el consiguiente riesgo de lesiones o muerte del paciente.

Si no se consigue hemostasia arterial / venosa, puede producirse hemorragia significativa, con el consiguiente riesgo de lesiones o muerte del paciente.

Al sacar la cánula, verifique que la presión aplicada se mantenga baja, para evitar dañar la cánula e impedir el efecto de "ordeño". Es preferible una ligera hemorragia en el lugar de aplicación para impedir la entrada de trombos en el vaso.

No dejar la arteria completamente bloqueada más de 3 minutos, para impedir isquemia de miembro. Controlar periódicamente el pulso medio para confirmar si queda flujo en los vasos.

Para minimizar el riesgo de formación de fístula arterio-venosa, la hemostasia venosa debe lograrse antes de retirar la cánula de la arteria.

No aplicar presión en una guía de arteria femoral debido al riesgo de daños.

Precauciones

El sistema FemoStop sólo se debe utilizar para la compresión de la arteria o vena femoral después de la canulación de un vaso por parte o por orden de un médico capacitado en procedimientos de compresión de arteria o vena femoral.

Al quitar la funda de la bomba de balón intraaórtica (IABP), se debe seguir correctamente la Instrucción de Uso de la IABP.

Para una compresión adecuada, el sistema debe colocarse bien ajustado y fijo alrededor de las caderas del paciente antes de aplicar presión. No apretar en exceso la correa. El compresor sólo debe reposar sobre la zona de la ingle, sin apretar.

Para una compresión adecuada, el sistema debe estar adecuadamente posicionado durante todo el procedimiento para que la presión sea aplicada en el punto previsto.

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
ALEJANDRA LOZZA
APDOENADA

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
Sebastián Antonicelli
Director Técnico

En pacientes muy obesos puede ser necesario apretar un poco más la correa para incrementar la compresión descendente.

Al utilizar el sistema en pacientes obesos puede desplazarse tejido graso, produciendo una falsa impresión de formación de hematoma.

La colocación del sistema puede no ser adecuada en pacientes muy corpulentos o pacientes con caderas muy anchas, puesto que la correa puede ser demasiado corta. Puede usarse una tira/cinta abdominal para apartar tejido adiposo excesivo del compresor.

La presión de bombeo designada debe estar a 10-20 mmHg por encima de la presión sistólica, o superior si es necesario para controlar la hemorragia. Las presiones que sobrepasen 200 mmHg pueden indicar la necesidad de apretar bien la correa o de cambio de posición del arco.

Se recomienda un control cuidadoso de la presión del compresor durante el periodo de uso inicial, dado que el material elástico del compresor puede estirarse un poco durante los primeros minutos. Puede notarse una ligera caída de la presión. Si ocurre esto, volver a bombear a la presión designada.

Si se utiliza la llave de cierre, comprobar que está abierta al aumentar o reducir la presión con la bomba.

El empleo del sistema FemoStop no sustituye al control cuidadoso de la zona de punción del paciente. No se debe dejar al paciente completamente desatendido durante la compresión.

Después del empleo, este producto puede constituir un peligro biológico potencial. Manipular y desechar los productos de riesgo biológico según la práctica médica normal y de conformidad con la normativa vigente.

Advertencias y precauciones adicionales que deben tomarse en la reparación de un seudoaneurisma en la arteria femoral mediante compresión asistida por guía ultrasónica

Advertencias

No dejar la arteria completamente bloqueada más de 3 minutos, debido al riesgo de isquemia de miembro.

Controlar periódicamente el pulso pedio con el Doppler-color para confirmar si queda flujo en los vasos.

No dejar el sistema colocado en el paciente para compresiones prolongadas de duración inadecuada, debido al riesgo de daños en los tejidos.

En las compresiones prolongadas se recomienda hacer una interrupción como mínimo cada tres horas (durante las pausas, sustituir la compresión con el sistema FemoStop con compresión manual para limitar la entrada de flujo nuevo en el seudoaneurisma).

Una compresión y/o inmovilización inapropiadamente prolongadas puede incrementar el riesgo de trombosis o embolización, con el consiguiente riesgo de lesiones o muerte del paciente.

Precauciones

Para la reparación de un seudoaneurisma en la arteria femoral con compresión asistida por guía ultrasónica, el sistema FemoStop sólo debe ser utilizado por médicos capacitados para el tratamiento de seudoaneurismas.

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
ALEJANDRO LOZSA
VARGAS

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
Sebastian Antonicelli
Director Técnico

- Limpiar los restos de gel para ultrasonido de la piel en el punto a comprimir, ya que el gel puede hacer que el sistema se salga de su posición al aplicar presión.
- Las presiones que sobrepasen 200 mmHg pueden indicar la necesidad de apretar bien la correa o de cambio de posición del arco.

Instrucciones para la compresión de la arteria o vena femoral después de una canulación de vaso

1. Antes de emplear el sistema, examinar cuidadosamente la zona de punción para comprobar si hay hematomas anteriores y asegurar la colocación adecuada del arco. Esta operación puede resultar más difícil en pacientes corpulentos debido a la presencia de tejido adiposo excesivo en esta región.
 2. Determinar la presión de bombeo designada adecuada en función de la presión sanguínea actual del paciente.
 3. Controlar el pulso pedio para determinar el pulso pedio normal del paciente.
 4. Antes de sacar la cánula, colocar la correa por debajo y alrededor de las caderas del paciente, de forma que quede igualmente apretada en ambos lados y en línea recta con la zona de punción. Pasar la correa por los cierres en ambos extremos del arco y presionar completamente las palancas.
 5. Sacar el compresor neumático del envase. No quitar la tapa protectora desprendible de la superficie estéril del compresor. Acoplar el compresor en el arco de compresión y fijarlo girando. Comprobar que el compresor está fijo en su sitio.
 6. Quitar la tapa protectora de la superficie estéril del compresor. Proceder con cuidado para conservar la esterilidad del compresor.
 7. Colocar la superficie estéril del compresor sobre la(s) zona(s) de punción. Retirar los cabezales de las cánulas unos 2 cm o lo suficiente para despejar el borde del compresor. Palpar la zona de entrada de la(s) cánula(s) y colocar el centro del compresor aproximadamente en posición superior y central con respecto a las incisiones de la piel para asegurar que el compresor queda posicionado sobre la zona de punción arterial/venosa en cuestión (aplicable a perforaciones retrógradas).
- ¡ATENCIÓN!** La posición específica de la punción arterial con respecto a la incisión en la piel variará en función del ángulo de inserción de la cánula y de la distancia entre la piel y la arteria.
8. Fijar bien la correa de forma cómoda alrededor del paciente. El arco debe quedar nivelado en ángulo recto sobre la región de la ingle.
 9. Acoplar la bomba en el compresor con el extremo libre del tubo de conexión. Comprobar que las conexiones están bien fijadas. Si se desea, es posible conectar la llave de cierre entre el tubo de la bomba y el compresor. La llave de cierre debe colocarse de forma que sea accesible la empuñadura.
- PRECAUCIÓN:** Si se utiliza la llave de cierre, comprobar que está en posición abierta al aumentar o reducir la presión con la bomba.
- ¡ADVERTENCIA!** La conexión inadecuada de la bomba, de forma que pueda entrar aire en la vasculatura, comporta riesgo de lesiones o muerte del paciente. Para evitar este riesgo, procurar que la bomba sólo se conecte al sistema FemoStop.

10. Para extraer la cánula de la vena, comprobar que la manija de control de la bomba está cerrada y empezar inflando el compresor con 20 ó 30 mmHg. Extraer la cánula de la vena entre 20-30 mmHg. Si es necesario, aumentar la presión para controlar posibles hemorragias (ver la figura 6).

¡ADVERTENCIA! Al sacar la cánula, verifique que la presión aplicada se mantenga baja, para evitar dañar la cánula e impedir el efecto de "ordeño". Es preferible una ligera hemorragia en el lugar de aplicación para impedir la introducción de trombos en el vaso.

¡ADVERTENCIA! Para minimizar el riesgo de formación de fístula arteriovenosa, la hemostasia venosa debe lograrse antes de retirar la cánula de la arteria.

11. Empezar aumentando la presión a 60-80 mmHg. Extraer la cánula de la arteria entre 60-80 mmHg (ver la figura 7). Después de extraer la cánula de la arteria, seguir aumentando la presión hasta 10-20 mmHg por encima de la presión sistólica o más si es necesario para mantener la hemostasia inicial.

12. Mantener la presión de hemostasia inicial durante aproximadamente 1-3 minutos.

¡ADVERTENCIA! No dejar la arteria completamente bloqueada más de 3 minutos, debido al riesgo de isquemia de miembro. Controlar periódicamente el pulso pedio para confirmar si queda o no queda flujo en los vasos.

13. Reducir la presión de la bomba hasta un valor de mantenimiento, abriendo la válvula hasta que se restaure la perfusión del miembro a la línea básica y se mantenga la hemostasia. Buscar un pulso pedio (ver las figura 8).

¡ADVERTENCIA! No aliviar la presión de forma súbita, a fin de evitar el riesgo de descarga de material trombótico en la arteria. La liberación de material trombótico puede causar embolización, la cual conlleva riesgo de lesiones del paciente.

14. Seguir manteniendo la presión según las directrices del equipo especificadas para el tipo de paciente, el nivel de anticoagulante, el proceso de intervención utilizado y el tamaño francés de cánula utilizado.

15. Cuando haya transcurrido el tiempo de duración anterior, reducir progresivamente la presión en pasos de 10-20 mmHg mientras se mantiene la hemostasia y observar la zona durante 2-3 minutos. Continuar de esta forma hasta que el compresor esté completamente desinflado. Después de unos minutos de observación a presión nula, continuar sacando el sistema según las instrucciones siguientes o dejarlo colocado a presión muy baja mientras sea necesario para mantener la hemostasia. El sistema FemoStop Femoral sigue permitiendo la visualización de la zona de incisión en la piel y el ajuste de la presión y la posición.

¡ADVERTENCIA! No dejar el aparato colocado en el paciente para compresiones prolongadas de duración inadecuada, debido al riesgo de daños en los tejidos. Para periodos de compresión prolongados se recomienda hacer una breve interrupción como mínimo cada tres horas de compresión. Una compresión y/o inmovilización inapropiadamente prolongadas puede incrementar el riesgo de trombosis o embolización, con el consiguiente riesgo de lesiones o muerte del paciente.


¡ATENCIÓN! Si sangra la zona de punción al reducir la presión, aumentar un poco ésta. Si se produce una hemorragia considerable (después de lavar el coágulo) hay que aumentar la presión por encima del valor sistólico e iniciar de nuevo el procedimiento.


16. Aflojar cuidadosamente la correa en el lado de la zona de punción del paciente (sin sacarla totalmente del arco) y retirar despacio el compresor. Sin retirar completamente la correa, mover el arco para despejar la zona. Así se mejora la visibilidad de la zona, permitiendo el control necesario para la reposición rápida y la recompresión de la zona si fuera necesario.

17. Una vez conseguida una hemostasia total, retirar el sistema FemoStop del paciente.


¡ADVERTENCIA! Si no se consigue hemostasia arterial/venosa, puede producirse hemorragia significativa, con el consiguiente riesgo de lesiones o muerte del paciente.

18. Desechar la correa. Desconectar la bomba y la llave de cierre del compresor. Desacoplar el compresor del arco y desecharlo.




ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
ALEJANDRA LOZZA
APODERADA

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
Sebastián Antonioelli
Director Técnico



Instrucciones para la reparación de pseudoaneurismas femorales con compresión asistida por guía ultrasónica

1. Antes de emplear el sistema, examinar cuidadosamente la zona de la punción para comprobar si hay hematomas anteriores y asegurar la colocación adecuada del arco. Esta operación puede resultar más difícil en pacientes corpulentos debido a la presencia de tejido adiposo en esta región.
2. Anotar la presión sanguínea actual del paciente para determinar la presión de bombeo designada adecuada.
3. Controlar el pulso pedio para determinar el pulso de pedal normal del paciente.
4. Administrar anestésicos/analgésicos adecuados.
5. Antes de aplicar el sistema FemoStop, confirmar que no hay señales de trombo venoso usando Doppler-color. Antes de aplicar el sistema, es importante delimitar el pseudoaneurisma, su cuello y la arteria femoral. Intentar localizar el pseudoaneurisma, su cuello y la arteria femoral utilizando Doppler-color. Examinar cuidadosamente estas áreas para ver si hay flujo.
6. Confirmar que es posible eliminar el flujo de sangre al pseudoaneurisma utilizando el transductor ultrasónico. Determinar el área a comprimir para lograr este fin y marcar con un rotulador o cinta adhesiva la zona correspondiente en la piel. La colocación precisa del sistema es especialmente importante en pseudoaneurismas grandes (>4cm).
7. Colocar la correa por debajo y alrededor de las caderas del paciente, igual mente apretada en ambos lados y en línea recta con el punto a comprimir. Pasar la correa por los cierres en ambos extremos del arco y presionar completamente las palancas.
8. Limpiar el gel para ultrasonido sobrante de la piel del paciente antes de aplicar el compresor.
9. Sacar el compresor neumático del envase. No quitar la tapa protectora desprendible de la superficie estéril del compresor. Acoplar el compresor en el arco de compresión y fijarlo girando. Comprobar que el compresor está fijo en su sitio (ver la figura 2).
10. Quitar la tapa protectora de la superficie estéril del compresor. Proceder con cuidado para conservar la esterilidad del compresor.
11. Colocar la superficie estéril del compresor sobre la piel del paciente y posicionar el centro del compresor sobre la marca hecha en la piel.
12. Apretar la correa de forma cómoda alrededor del paciente. El arco debe quedar nivelado en ángulo recto sobre la región de la ingle.

13. Cuando esté colocado el sistema FemoStop, usar el Doppler-color para confirmar que el compresor está correctamente posicionado para una compresión adecuada.

14. Acoplar la bomba en el compresor con el extremo libre del tubo de conexión. Comprobar que las conexiones están bien fijadas. Si se desea, es posible conectar la llave de cierre entre el tubo de la bomba y el compresor. La llave de cierre debe colocarse de forma que sea accesible la empuñadura.

PRECAUCIÓN: Si se utiliza la llave de cierre, comprobar que está en posición abierta al aumentar o reducir la presión con la bomba.

15. Ajustar la presión aplicada con la bomba para que cese el flujo al pseudoaneurisma, manteniendo al máximo posible el control del flujo en la arteria y la vena femoral (confirmar con el Doppler-color y controlando el pulso pedio).

¡ADVERTENCIA! No dejar la arteria completamente bloqueada más de 3 minutos, debido al riesgo de isquemia de miembro. Controlar periódicamente el pulso pedio con el Doppler-color para confirmar si queda o no queda flujo en los vasos.

¡ATENCIÓN! Un ciclo de compresión típico debe consistir en un intervalo de 20 minutos seguido del alivio de presión y del ultrasonido del Doppler-color para determinar el estado del pseudoaneurisma y la necesidad de más tratamiento.

¡ADVERTENCIA! No aliviar la presión de forma súbita, a fin de evitar el riesgo de descarga de material trombótico en la arteria. La liberación de material trombótico puede causar embolización, la cual conlleva riesgo de lesiones del paciente.

16. Cuando haya indicación de trombosis del pseudoaneurisma, aliviar progresivamente la presión con guía ultrasónica.

17. El sistema FemoStop puede dejarse colocado a presión muy baja para impedir la entrada de flujo nuevo en el pseudoaneurisma.

¡ADVERTENCIA! No dejar el sistema colocado en el paciente para compresiones prolongadas de duración inadecuada, debido al riesgo de daños en los tejidos. En las compresiones prolongadas se recomienda hacer una interrupción como mínimo cada tres horas (durante las pausas, sustituir la compresión con el sistema FemoStop con compresión manual para limitar la entrada de flujo nuevo en el pseudoaneurisma). Una compresión y/o inmovilización inapropiadamente prolongadas puede incrementar el riesgo de trombosis o embolización, con el consiguiente riesgo de lesiones o muerte del paciente.

18. Hacer un seguimiento del procedimiento controlando el estado del pseudoaneurisma con el Doppler-color.

19. Cuando el pseudoaneurisma esté completamente trombosado, retirar del paciente el sistema FemoStop.


20. Desechar la correa. Desconectar la bomba y la llave de cierre del compresor. Desacoplar el compresor del arco y desecharlo.



ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
ALEJANDRA LOZZA
APODERADA

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
Sebastián Antonicelli
Director Técnico

Ejemplo de tiempo de compresión



ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
ALEJANDRO BOZZA
LA PLAZA

ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A.
Sebastián Antonicelli
Director Técnico