

DISPOSICIÓN Nº

7408

BUENOS AIRES, 2 4 OCT 2014

VISTO el Expediente Nº 1-47-767-14-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones CROSMED S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y 1886/14.





DISPOSICIÓN Nº 7 4 0 8



Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca ORTHOPEDIATRICS, nombre descriptivo SISTEMA DE PLACA TIBIAL y nombre técnico SISTEMAS ORTOPÉDICOS DE FIJACIÓN INTERNA de acuerdo a lo solicitado por CROSMED S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 15 a 16 y 19 a 25 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 3º.- Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1552-106, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 6º.- Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas de la Dirección Nacional de Productos Médicos notifiquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus





DISPOSICIÓN Nº

7408

Ministerie de Salud Sercetaria de Peliticas Pregulación e Institutes A.N.M.A.T.

Anexos I, II y III. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-767-14-0

DISPOSICIÓN Nº

SO

7408

P. FEDERICO KASKI Subadministrador Nacional A.N.M.A.T.



ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº7...4...0..8

Nombre descriptivo: Sistema de Placa Tibial.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-027 Sistemas

Ortopédicos de Fijación Interna

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Orthopediatrics

Clase de Riesgo: Clase III.

Modelos: PediLoc™Tibia.

IMPLANTES

00-0903-2102 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, IZQUIERDA

00-0903-2103 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 3 ORIFICIOS, IZQUIERDA

00-0903-2104 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, IZQUIERDA

00-0903-2202 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, DERECHA

00-0903-2203 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 3 ORIFICIOS, DERECHA

00-0903-2204 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, DERECHA

00-0903-3102 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, IZQUIERDA

00-0903-3103 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, .3 ORIFICIOS, IZQUIERDA

FK W



Ministerio de Salud Secretaria de Políticas Degulación e Institutes A.N.M.A.T.

00-0903-3104 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3105 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 5 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3202 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3203 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 3 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3204 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3205 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 5 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3302 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3303 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 3 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3304 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3305 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 5 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3402 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3403 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 3 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3404 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3405 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 5 ORIFICIOS, DERECHA

fr X



Ministerio de Salud Secretaria de Políticas Regulación o Institutes A.N.M.A.T.

00-0903-2610 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 10mm					
00-0903-2612 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 12mm					
00-0903-2614 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3. 5 MM,	CON
HEXALOBULO T15, 14mm					
00-0903-2616 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 16mm					
00-0903-2618 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 18mm					
00-0903-2620 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 20mm					1
00-0903-2622 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 22mm					
00-0903-2624 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 24mm					
00-0903-2626 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 26mm					
00-0903-2628 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 28mm					
00-0903-2630 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 30mm					
00-0903-2632 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 32mm					
00-0903-2634 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 34mm					
00-0903-2636 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 36mm					

rz W



Ministerie de Salud Secretaria de Políticas Regulación e Institutes A.N.M.A.T.

00-0903-2638 TORNILLO CORTICAL DE CIERRE/FIJACION, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 38mm	
0041903-2640 TORNILLO CORTICAL DE CIERRE/FIJACION, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 40mm	
00-0903-2642 TORNILLO CORTICAL DE CIERRE/FIJACION, 3.5MM,	CÖN
HEXALOBULO T15, 42mm	ı ⁱ
00-0903-2644 TORNILLO CORTICAL DE CIERRE/FIJACION, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 44mm	
00-0903-2646 TORNILLO CORTICAL DE CIERRE/FIJACION, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 46mm	
00-0903-2648 TORNILLO CORTICAL DE CIERRE/FIJACION, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 48mm	ŀ
00-0903-2650 TORNILLO CORTICAL DE CIERRE/FIJACION, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 50mm	
00-0903-2652 TORNILLO CORTICAL DE CIERRE/FIJACION, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 52mm	
00-0903-2654 TORNILLO CORTICAL DE CIERRE/FIJACION, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 54mm	
00-0903-2656 TORNILLO CORTICAL DE CIERRE/FIJACION, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 56mm	
00-0903-2510 TORNILLO CORTICAL AUTO-ROSCANTE, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 10mm	
00-0903-2512 TORNILLO CORTICAL AUTO-ROSCANTE, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 12mm	
00-0903-2514 TORNILLO CORTICAL AUTO-ROSCANTE, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 14mm	
00-0903-2516 TORNILLO CORTICAL AUTO-ROSCANTE, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 16mm	

F.

M



Ministerio de Salud Secretaria de Prliticas Pregulación e Institutes S.N.M.X.T.

00-0903-2518	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 18mm			•	
00-0903-2520	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 20mm				
00-0903-2522	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 22mm				
00-0903-2524	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 24mm				
00-0903-2526	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 26mm				
00-0903-2528	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 28mm				
00-0903-2530	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 30mm				
00-0903-2532	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 32mm				
00-0903-2534	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 34mm				
00-0903-2536	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 36mm				
00-0903-2538	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 38mm				
00-0903-2540	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 40mm				
00-0903.2542	TORNILLO	-CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 42mm			,	
00-0903-2544	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 44mm				







Ministerio do Salvel Scoretaria do Políticas Piegulovión e Institutos A.N.M.H.T.

00-0903-2546	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T15, 46mm								
00-0903-2548	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 48mm							
00-0903-2550	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 50mm				I			
00-0903-2552	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 52mm				!			
00-0903-2554	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 54mm				;			
00-0903-2556	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 56mm				ŀ			
00-0903-2558	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 58mm							
00-0903-2560	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO TI	L5, 60mm							
00-0903-2565	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO TI	L5, 65mm							
00-0903-2570	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T1	L 5, 70mm							
INSTRUMENTAL								
01-0903-0003 IMPULSOR HEXALOBULO T15								
01-0903-0002 GUIA BROCA ROSCADA 2.5MM								

fR

N

01-1030-001 ASA P/TRINQUETE AO

01-1030-007 FORCEPS P/CLAVOS AUTO-PORTANTE

01-1050-0032 BROCA 2.5MM, CALIBRADA

01-1050-0039 CABLE GUIA 1.6MM

01-0903-5001 PEDILOC, CASE SHELL P/TIBIA

01-0903-5002 PEDILOC, BANDEJA PLACAS IMPLANTE TIBIA



Piegulación c Institutes A.N.M.A.T.

01-0903-5003 PEDILOC, CADDY CLAVOS TIBIA

01-0903-5004 PEDILOC, TAPA CAJA TIBIA

Forma de Presentación: El dispositivo se provee en envase unitário.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones

sanitarias.

Nombre del fabricante: OrthoPediatrics Corp.

Lugar/es de elaboración: 2850 Frontier Drive Warsaw, IN 46582 Estados Unidos.

Expediente Nº 1-47-767-14-0.

DISPOSICIÓN Nº

7408

Dr. FEDERICO KASKI Subadminerrador Necional



ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº 7 4 0 8

Dr. FEDERICO KASKI
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



ROTULO: Implantes

Fabricado por:
 OrthoPediatrics Corp.
 2850 Frontier Drive
 Warsaw, IN 46582 USA

2. Importado por: Crosmed SA

Domicilio Legal: Av. Corrientes 1386 Piso 9 Dpto 16 - C.A.B.A - Argentina.

Depósito: Julián Álvarez 420 - C.A.B.A - Argentina

3. Sistema de Placa Tibial.

Marca: Orthopediatrics; Modelo: PediLoc™ Tibia; Código: xxxxxxx;

4. Lote: xxxxxx

5. Fecha de fabricación: xx/yy

6. Producto de un solo uso. No reutilizar. Lea las instrucciones de esterilización.

- 7. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz del sol y de las temperaturas extremas.
- 8. Lea las instrucciones de uso. Ver manual del usuario en el interior de la caja.
- 9. Ver precauciones, advertencias, e instrucciones de uso en el manual del usuario.
- 10. Director Técnico: Bioingeniera Silvana Tochetti MN 5634.
- 11. Venta exclusiva a profesionales e Instituciones de Salud.
- 12. Autorizado por A.N.M.A.T Registro Nº PM-1552-106.

SILVANA TOCHETTI Bioingeniera - M.N. 5634 Directora Técnica

NATAN LIST Crosmed S.A. CUIT: 30-70842279-3 CUIT: Apoderaco



٠,

ROTULO: Instrumental

Fabricado por:
 OrthoPediatrics Corp.
 2850 Frontier Drive
 Warsaw, IN 46582 USA

2. Importado por: Crosmed SA

Domicilio Legal: Av. Corrientes 1386 Piso 9 Dpto 16 - C.A.B.A - Argentina.

Depósito: Julián Álvarez 420 - C.A.B.A - Argentina

3. Instrumental. Marca: Orthopediatrics; Código: xxxxxxx;

4. Lote: xxxxxx

5. Fecha de fabricación: xx/yy

6. Producto reutilizable. Lea las instrucciones de esterilización.

7. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz del sol y de las temperaturas extremas.

8. Lea las instrucciones de uso. Ver manual del usuario en el interior de la caja.

9. Ver precauciones, advertencias, e instrucciones de uso en el manual del usuario.

10. Director Técnico: Bioingeniera Silvana Tochetti - MN 5634.

11. Venta exclusiva a profesionales e Instituciones de Salud.

12. Autorizado por A.N.M.A.T - Registro Nº PM-1552-106.

SILVANA TOCHETTI Bioingeniera - M.N. 5634 Directora Técnica

NATAN LIST Crosmed S.A. CUIT: 30-70842959-3 Apodurage

7 4 0 8 POLLOO

INSTRUCCIONES DE USO

Sistema de Implantes

- Fabricado por:
 OrthoPediatrics Corp.
 2850 Frontier Drive
 Warsaw, IN 46582 USA
- 2. Importado por: Crosmed SA

Domicilio Legal: Av. Corrientes 1386 Piso 9 Dpto 16 - C.A.B.A - Argentina.

Depósito: Julián Álvarez 420 - C.A.B.A - Argentina

- 3. Sistema de Placa Tibial. Marca: Orthopediatrics, Modelo: PediLoc™ Tibia; Código: xxxxxxx;
- 4. Producto de un solo uso. No reutilizar. Lea las instrucciones de esterilización.
- 5. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz del sol y de las temperaturas extremas.
- 6. Lea las instrucciones de uso. Ver manual del usuario en el interior de la caja.
- 7. Ver precauciones, advertencias, e instrucciones de uso en el manual del usuario.
- 8. Director técnico: Bioingeniera Silvana Tochetti MN 5634.
- 9. Venta exclusiva a profesionales e Instituciones de Salud.
- 10. Autorizado por A.N.M.A.T Registro Nº PM-1552-106.

SILVANA TOCHETTI Bioingeniera - M.N. 5634 Directora Técnica NATAN LIST Crosmed S.A. CUIT: 30-70842959-3 Apoderação



Instrumental

- Fabricado por:
 OrthoPediatrics Corp.
 2850 Frontier Drive
 Warsaw, IN 46582 USA
- 2. Importado por: Crosmed SA

Domicilio Legal: Av. Corrientes 1386 Piso 9 Dpto 16 - C.A.B.A - Argentina.

Depósito: Julián Álvarez 420 - C.A.B.A - Argentina

- 3. Instrumental. Marca: Orthopediatrics; Código: xxxxxxx;
- 4. Producto reutilizable. Lea las instrucciones de esterilización.
- 5. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz del sol y de las temperaturas extremas.
- 6. Lea las instrucciones de uso. Ver manual del usuario en el interior de la caja.
- 7. Ver precauciones, advertencias, e instrucciones de uso en el manual del usuario.
- 8. Director técnico: Bioingeniera Silvana Tochetti MN 5634.
- 9. Venta exclusiva a profesionales e Instituciones de Salud.
- 10. Autorizado por A.N.M.A.T Registro Nº PM-1552-106.

SILVANA TOCHETTI Bioingeniera - M.N. 5634 Directora Técnica

NATAN LIST Crosmed S.A. CUIT: 30-706429-9-3 Apoderago



INSTRUCCIONES DE USO

1. DESCRIPCION

El sistema de placa tibial PediLoc™Tibia incluye tornillos y placas que se utilizan como elemento de ayuda a la reparación y consolidación de una fractura ósea.

Las placas tibiales PediLoc™Tibia de OrthoPediatrics® están indicadas para fracturas, osteotomías y seudoartrosis de la tibia de pacientes pediátricos y adultos pequeños.


Las placas facilitan las reducciones y ofrecen una buena estabilidad a la vez que mantienen la masa ósea.

Se proveen multiples diseños de placas para más opciones de osteotomías y fijación de la fractura. El sistema ha sido diseñado a partir de datos exclusivos que resultan en un ajuste anatómico para la reparación de la fractura.

Caracteristicas del sistema:
Mecánicamente estable. Fijación estable tibial distal
Placas de bloqueo de acero de bajo perfil
Resistente, fácil de quitar
Premoldeada Anatómicamente
Amplia variedad de formas y tamaños
Parte del sistema PediLoc
Reducida irritación de la piel

El sistema se provee en tres configuraciones







Materiales

Las placas óseas y los tornillos óseos están fabricados en acero inoxidable ASTM F138 (316 L) y ASTM F2229 (BioDur) de calidad para implantes.

Para su colocación, siga los pasos indicados en la técnica quirúrgica provista por el fabricante.

SILVANA TOCHETTI Bioingeniera - M.N. 5634 Directora Técnica NATAN LIST Crosmed S.A. CUIT: 30-70842959-3 Apoduraço



2. FINALIDAD DE USO

Las placas tibiales PediLoc™Tibia de OrthoPediatrics® están indicadas para fracturas, osteotomías y seudoartrosis de la tibia de pacientes pediátricos y adultos pequeños.

3. PRECAUCIONES, RESTRICCIONES, ADVERTENCIAS, ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

CONTRAINDICACIONES

Los dispositivos metálicos de fijación ósea no deben utilizarse en pacientes con:

- infecciones activas en el sitio de fijación o en sus cercanías
- una sensibilidad demostrada a los metales
- incapacidad para seguir el régimen postoperatorio

ADVERTENCIAS

Antes de su uso clínico, el cirujano debe comprender por completo todos los aspectos del procedimiento quirúrgico y las limitaciones del instrumental. Los procedimientos preoperatorios, el conocimiento de las técnicas quirúrgicas aplicables, una buena reducción de los fragmentos óseos, la adecuada selección de los pacientes y la correcta colocación de los implantes constituyen también aspectos de igual importancia para el uso satisfactorio de estos productos.

- El sistema no está indicado para soportar el peso del paciente, dado que las cargas excesivas pueden provocar el fallo del dispositivo. La resistencia al peso dependerá del patrón y la estabilidad de la fractura, el cumplimiento del paciente y otras lesiones asociadas. La progresión de la resistencia al peso queda al criterio del cirujano.
- Tenga suma precaución al manipular y almacenar los implantes e instrumentos. Cortar, doblar o arañar la superficie de los componentes metálicos puede reducir considerablemente la resistencia a la fatiga y a la corrosión del implante y del instrumento.
- El uso repetido de un implante quirúrgico está estrictamente prohibido. Cada implante utilizado una vez debe eliminarse adecuadamente. Debe eliminarse aunque parezca estar intacto. El dispositivo puede tener pequeños defectos o tensiones internas que en caso de reutilizarse pueden provocar la rotura por fatiga.
- No se recomienda la combinación de implantes de diferentes fabricantes por motivos de metalurgia, mecánica y diseño. Rechazamos toda responsabilidad en caso de que se combinen implantes de diferentes orígenes.
- No se ha evaluado la seguridad ni la compatibilidad del sistema en entornos de resonancia magnética. No se ha comprobado el calentamiento ni la migración del sistema en entornos de resonancia magnética.
- Recuperación del implante. La decisión final de recuperar el implante corresponde al cirujano. Si el paciente reúne los requisitos, OrthoPediatrics recomienda la recuperación de los implantes, ya que, de otro modo, pueden reemplazar la función del hueso y provocar reducción y debilitamiento óseos. Esto es especialmente importante en pacientes jóvenes y activos. La retirada rutinaria de dispositivos de fijación interna después de la consolidación de la fractura también puede reducir la aparición de complicaciones sintomáticas de rotura del implante, aflojamiento del implante y dolor relacionado con el implante.
- Las leyes federales (EE. UU.) restringen la venta de este dispositivo a médicos o por prescripción facultativa.

SILVANA TOCHETTI Bloingeniera - M.N. 5634 Directora Técnica Crosmed S.A.
CUIT: 30-708429-3
Apoderaco



Ì

• Debe tener cuidado de no cortarse a través de los guantes quirúrgicos cuando manipule instrumentos quirúrgicos afilados y tener en cuenta el riesgo de infección en caso de corte.

REACCIONES ADVERSAS

Los riesgos asociados con este dispositivo son los mismos que los generados con cualquier dispositivo metálico de fijación interna. Entre otros, se incluyen:

- Retraso de consolidación o seudoartrosis que pueden provocar la rotura del implante
- Pérdida de fijación, atribuible a seudoartrosis, osteoporosis o fracturas conminutas inestables
- Doblamiento, fractura o migración del implante
- Sensibilidad al metal, o reacción alérgica a un cuerpo extraño
- Acortamiento de las extremidades, o descenso de la densidad ósea, debido a compresión de la fractura o resorción ósea
- Dolor, molestia o sensaciones anómalas debido a la presencia del dispositivo
- Daño neural debido a traumatismo quirúrgico
- Necrosis ósea
- · Infección, tanto profunda como superficial
- Muerte
- Trastornos vasculares, como tromboflebitis, embolia pulmonar, hematomas de la herida y necrosis avascular.

Estos efectos adversos incluyen algunos que es importante considerar al utilizar dispositivos metálicos de fijación interna. Estos riesgos y riesgos quirúrgicos generales deben expliçarse al paciente antes de la intervención quirúrgica.

ESTERILIZACIÓN

- Los instrumentos e implantes no están estériles cuando salen de OrthoPediatrics.
- Todos los implantes e instrumentos deben esterilizarse antes de su uso. Los implantes son artículos de un solo uso; los instrumentos pueden reutilizarse después de limpiarlos y esterilizarlos.
- Si se reciben envasados, los implantes se extraen del envase antes de la esterilización. Si los recibe como un equipo, los implantes e instrumentos se pueden esterilizar como un equipo o individualmente.
- Deben inspeccionarse las cavidades y áreas ocultas del interior del instrumento para garantizar la eliminación total de todos los materiales residuales, incluidos los que hayan podido quedar atrapados. Los instrumentos deben limpiarse y esterilizarse tal como se indica en las Instrucciones de cuidado, limpieza y esterilización de los instrumentos OrthoPediatrics CI-0001.
- Los parámetros de esterilización solo son válidos para los dispositivos que se hayan limpiado adecuadamente.
- Se recomienda esterilizar los implantes e instrumentos OrthoPediatrics mediante procedimientos de esterilización con vapor en autoclave utilizados regularmente en el hospital para instrumentos envueltos (sobre la base de la norma ANSI/AAMI ST79:2006) de acuerdo con los parámetros validados, según se indica en las Instrucciones de cuidado, limpieza y esterilización de los instrumentos OrthoPediatrics CI-0001.
- Ciclo de esterilización NO validado para la inactivación de priones.
- Puede que también resulten adecuados otros métodos y ciclos de esterilización. Sin embargo, se aconseja a las personas que validen cualquier método que consideren adecuado en su institución y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante de la autoclave.

SILVANA TOCHETTI Bioingeniera - M.N. 5634 Directora Técnica NATAN LIST Crosmed S.A. CUIT: 30-70042999-3 Apoderago



• Las técnicas de esterilización con óxido de etileno y frío no se consideran adecuadas. OrthoPediatrics rechaza cualquier responsabilidad por cualquier problema posterior al uso de estos métodos de esterilización.

Tabla de esterilización con vapor

Cido	Temperatura	Tiempo de exposición	Tiempo de secado mínimo
Prevacio	132 ℃	4 minutos	30 minutos

Nota: Los tiempos de secado variarán de acuerdo con el tamaño de la carga y deben aumentarse para las cargas mayores. La autoclave debe instalarse, mantenerse y calibrarse correctamente. Para envasar dispositivos esterilizados terminalmente, el usuario final solo debe utilizar envoltorios o bolsas para esterilización comercializados legalmente y aprobados por la FDA. Deben seguirse las instrucciones de uso y las pautas recomendadas sobre la carga máxima de esterilización del fabricante de la autoclave.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Los dispositivos médicos son sensibles al daño. Los implantes y los instrumentos deben manipularse con cuidado en todo momento.
- Las zonas de almacenamiento de instrumentos quirúrgicos deben estar separadas de áreas de humedad, para evitar la corrosión excesiva. Esta recomendación es igualmente válida para el transporte y envasado de instrumentos guirúrgicos.
- Debe comprobarse que los implantes quirúrgicos, los instrumentos y sus envases no presenten defectos antes de utilizarlos y también debe verificarse el tamaño adecuado.
- Debe comprobarse que los implantes quirúrgicos, los instrumentos y sus envases no presenten defectos antes de utilizarlos y también debe verificarse el tamaño adecuado.
- Todos los instrumentos que presenten señales considerables de arañazos, defectos, corrosión, juntas agrietadas o decoloración, que hayan sido dañados o que no funcionen correctamente han llegado al final de su vida útil y deben desecharse siguiendo el protocolo del hospital.
- Queda estrictamente prohibido llevar a cabo cualquier tipo de modificación en un instrumento o
 implante OrthoPediatrics. Solo OrthoPediatrics tiene la competencia para realizar tareas de este
 tipo. Si no se sigue esta recomendación, OrthoPediatrics rechaza cualquier responsabilidad
 derivada de cualquier consecuencia posterior.
- La limpieza adecuada de los instrumentos utilizados con este sistema no requiere desmontaje ni procedimientos especiales.

ELIMINACION

Las normas internacionales y de Estados Unidos exigen que los dispositivos médicos usados o sin usar se desechan de manera controlada. Los productos que están contaminados tras el uso o que contienen sustancias químicas o elementos que puedan suponer riesgos para las personas o el medio ambiente deben desecharse de conformidad con las normas gubernamentales aplicables según el plan de gestión de desechos médicos del hospital.

SILVANA JOCHETTI Bioingeniera - M.N. 5634 Directora Técnica NATAN LIST Crosmed S.A. CUIT: 30-70842759-3 Apoderago

7408



SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS



Atención, lea las instrucciones de uso



Numero de lote



Numero de catalogo



Fecha de fabricación

No reutilizar

SILVANA TOCHETTI Biomgeniera - M.N. 5634 Directora Técnica

NATAN LIST Crosmed S.A. cult: 30-70842919-3 Apoduraço



ANEXO III CERTIFICADO

Expediente No: 1-47-767-14-0

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº, y de acuerdo a lo solicitado por CROSMED S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de Placa Tibial.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-027 Sistemas

Ortopédicos de Fijación Interna

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Orthopediatrics

Clase de Riesgo: Clase III.

Modelos: PediLoc™Tibia.

IMPLANTES

00-0903-2102 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, IZQUIERDA

00-0903-2103 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 3 ORIFICIOS, IZQUIERDA

00-0903-2104 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, IZQUIERDA

00-0903-2202 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, DERECHA

00-0903-2203 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 3 ORIFICIOS, DERECHA

00-0903-2204 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL

ANTEROLATERAL, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, DERECHA

fu

 \mathcal{N}

..//

00-0903-3102 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3103 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 3 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3104 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3105 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 5 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3202 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3203 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 3 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3204 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3205 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANGOSTA, 3.5MM, 5 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3302 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3303 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 3 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3304 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3305 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 5 ORIFICIOS, IZQUIERDA 00-0903-3402 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 2 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3403 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 3 ORIFICIOS, DERECHA 00-0903-3404 PLACA COMPRESION P/CIERRE/FIJACION TIBIAL DISTAL MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 4 ORIFICIOS, DERECHA

A C



Ministeric de Salud Secreturia de Peliticas Regulación e Institutes A.A.M. H.T.

00-0903-3405 PLACA CO	MPRESION	P/0	CIERRE/FIJACION	TIBIAL	DISTAL
MEDIAL ANCHA, 3.5MM, 5	ORIFICIOS,	DER	ECHA		
00-0903-2610 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 10mm					
00-0903-2612 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 12mm					
00-0903-2614 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 14mm					
00-0903-2616 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 16mm					
00-0903-2618 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 18mm					
00-0903-2620 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	· CON
HEXALOBULO T15, 20mm					
00-0903-2622 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 22mm					
00-0903-2624 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 24mm					
00-0903-2626 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 26mm					
00-0903-2628 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 28mm					
00-0903-2630 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 30mm					
00-0903-2632 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 32mm					
00-0903-2634 TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T15, 34mm					i I

..//

••//						
00-0903-2636	TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION	N, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO 1	15, 36mm					
00-0903-2638	TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION	N, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO 1	「15, 38mm					
0041903-2640	TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION	N, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 40mm					
00-0903-2642	TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION	I, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 42mm					
00-0903-2644	TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION	l, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 44mm					
00-0903-2646	TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION	I, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 46mm					
00-0903-2648	TORNILLO	CORTICAL	DE.	CIERRE/FIJACION	I, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 48mm					
00-0903-2650	TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION	I, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 50mm			•		
00-0903-2652	TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION	I, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 52mm					
00-0903-2654	TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION	i, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 54mm					
00-0903-2656	TORNILLO	CORTICAL	DE	CIERRE/FIJACION	l, 3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 56mm					
00-0903-2510	TORNILLO	CORTICAL	. А	UTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 10mm					
00-0903-2512	TORNILLO	CORTICAL	. А	UTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 12mm		-			
00-0903-2514	TORNILLO	CORTICAL	. А	UTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 14mm					
00-0903-2516	TORNILLO	CORTICAL	. А	UTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 16mm					



Ministeric de Salud Secretaria de Políticas Begulación e Institutes H.N.M.A.T.

00-0903-2518	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 18mm	-			
00-0903-2520	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 20mm				
00-0903-2522	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 22mm				
00-0903-2524	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 24mm				
00-0903-2526	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 26mm				
00-0903-2528	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 28mm				
00-0903-2530	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 30mm				
00-0903-2532	TORNILLO	.CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 32mm				
00-0903-2534	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 34mm				
00-0903-2536	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 36mm				
00-0903-2538	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 38mm				
00-0903-2540	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 40mm				
00-0903.2542	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 42mm				
00-0903-2544	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON
HEXALOBULO T	15, 44mm				

(K

X

//					•			
00-0903-2546	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T15, 46mm								
00-0903-2548	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 48mm							
00-0903-2550	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 50mm							
00-0903-2552	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 52mm							
00-0903-2554	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 54mm							
00-0903-2556	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 56mm							
00-0903-2558	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 58mm							
00-0903-2560	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 60mm							
00-0903-2565	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 65mm							
00-0903-2570	TORNILLO	CORTICAL	AUTO-ROSCANTE,	3.5MM,	CON			
HEXALOBULO T	15, 70mm							
INSTRUMENTAL								
01-0903-0003 I	MPULSOR HE	EXALOBULO T	15					
01-0903-0002 GUIA BROCA ROSCADA 2.5MM								
01-1030-001 ASA P/TRINQUETE AO								
01-1030-007 FORCEPS P/CLAVOS AUTO-PORTANTE								
01-1050-0032 BROCA 2.5MM, CALIBRADA								
01-1050-0039 CABLE GUIA 1.6MM								
	01-0903-5001 PEDILOC, CASE SHELL P/TIBIA							
01-0903-5002 PEDILOC, BANDEJA PLACAS IMPLANTE TIBIA								

01-0903-5003 PEDILOC, CADDY CLAVOS TIBIA



01-0903-5004 PEDILOC, TAPA CAJA TIBIA

Forma de Presentación: El dispositivo se provee en envase unitário.

Condición de expendío: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: OrthoPediatrics Corp.

Lugar/es de elaboración: 2850 Frontier Drive Warsaw, IN 46582 Estados Unidos.

DISPOSICIÓN Nº

7408

Dr. FEDERICO KASKI Subadministrador Nacional A.N.M.A.T