



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. N. M. S. T.

DISPOSICIÓN N° 5848

BUENOS AIRES, 30 AGO 2011

VISTO el Expediente N° 1-47-1489-11-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones LATINMARKET S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S. N. M. S. T.

DISPOSICIÓN N° 5 8 4 8

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

**EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca SIRONA, nombre descriptivo SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO DIGITAL PARA ENDODONCIA y nombre técnico LOCALIZADORES DE APEX, PARA ENDODONCIA, de acuerdo a lo solicitado por LATINMARKET S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 41 y 29 a 40 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-816-47, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

DISPOSICIÓN N° **5 8 4 8**

presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-1489-11-1

DISPOSICIÓN N°

5 8 4 8

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A. N. M. A. T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° **5848**

Nombre descriptivo: SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO DIGITAL PARA
ENDODONCIA.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-355 - LOCALIZADORES
DE APEX, PARA ENDODONCIA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): SIRONA.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Sistema de control eléctrico digital para
endodoncia. Únicamente el personal especializado en odontología puede usar
este producto.

Modelo/s: SiroEndo Pocket, Tipo D3526.

Período de vida útil: 10 años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones
sanitarias.

Nombre del fabricante: SIRONA DENTAL SYSTEMS GmbH.

Lugar/es de elaboración: Fabrikstrabe 31 D-64625 Bensheim - Alemania.

Expediente N° 1-47-1489-11-1

DISPOSICIÓN N°

5848

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.


ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

5 8 4 8
.....

[Handwritten Signature]
DR. OTILIA ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

5 8 4 8



Latinmarket

INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricado por: Sirona Dental System GMBH – Fabrikstrabe 31 D-64625 Bensheim – Deutschland – Alemania.
2. Importado por LATINMARKET S.A – Moreno 1401/05 – CABA.
3. Producto para uso dental solamente – Sistema de control eléctrico digital para endodoncia, Modelo: SiroEndo Pocket. Marca: SIRONA con sus partes y accesorios.
4. Conservar en lugar fresco y seco
5. Ver instrucciones de uso, precauciones y advertencias en el manual del usuario.
6. Director técnico: Farmacéutico Jorge Hermida M.N. 11151
7. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-816-47
8. Condición de venta:


Colocación de SiroEndo Pocket

Preparativos

- . Corte la cinta adhesiva y abra la caja
- . Saque SiroEndo Pocket, compruebe todo por si hubiera desperfectos. Los posibles desperfectos originados durante el transporte deben notificarse al distribuidor en el transcurso de 24 horas tras la recepción de SiroEndo Pocket.
- . Compruebe si el contenido de la caja está completo.

Pata

En la parte inferior de SiroEndo Pocket se encuentra una pata retráctil (A). Con ella se puede inclinar ligeramente el equipo para que el usuario pueda ver más fácilmente el teclado.



LATINMARKET S.A.
Juan Carlos Descals
JUAN CARLOS DESCALS
APODERADO

Jorge L. Hermida
JORGE L. HERMIDA
Director Técnico
Farmacéutico M.N. 11151


Latinmarket

Atención

- Únicamente el personal especializado en odontología está autorizado a utilizar este producto.
- No coloque SiroEndo Pocket junto a fuentes directas o indirectas de calor.
- No introduzca objetos extraños en el eje de tracción del micromotor.
- Antes del primer uso, todos los componentes del equipo SiroEndo Pocket deben esterilizarse o desinfectarse.
- El embalaje del equipo o de sus accesorios no debe utilizarse para la esterilización.
- Debe evitarse la carga eléctrica. Si hay descarga electrostática a través del motor, pueden producirse parpadeos en la pantalla. En tal caso debe desconectarse el equipo de la fuente de tensión.

Conexión de accesorios

1. Elija el conector para la fuente de alimentación adecuado para la base de enchufe (4)
2. Enchufe el conector necesario en los dos contactos de la fuente de alimentación y empújelo en la dirección del botón de retención (B) hasta que quede encajado. Para cambiar el conector deberá pulsar el botón de retención (B).



Nota: Las conexiones están codificadas, por lo tanto, fíjese que la correcta posición de los conectores sea correcta al acoplarlos.

3. Conecte la fuente de alimentación (\$) en el conector central de la parte posterior de SiroEndo Pocket (1)


LATINMARKET S.A.

JUAN CARLOS DESCALS
APODERADO



J. G. HERMIDA
Ingeniero Técnico
Farmacéutico M.N. 11151



Latinmarket




4. Conecte el interruptor de pedal (2) en el conector derecho de la parte posterior de SiroEndo Pocket (1)




5. Conecte el conector del micromotor (3) en la parte delantera de SiroEndo Pocket (1). Asegure que la ranura quede mirando hacia abajo (el conector debe enclavarse). Moje los anillos

Latinmarket

toroidales con un poco de aceite. Enchufe el contrángulo ENDO 6:1 al micromotor y deposite el motor con contrángulo en su soporte. (El Contrángulo ENDO 6:1 no está contenido en el embalaje de SiroEndo Pocket. Se suministra en un embalaje separado).




6. Conecte el cable de electrodo para la mucosa (6) del localizador de ápice al conector posterior de la parte izquierda de SiroEndo Pocket (1). Sueña una señal breve.
7. Conecte el cable por la pinza portalimas (5) del localizador de ápice al conector anterior de la parte izquierda de SiroEndo Pocket.



LATINMARKET S.A.
 JUAN CARLOS DESCALS
 APODERADO


Dr. JORGE L. HERMIDA
 Instructor Técnico
 Farmacéutico M.N. 11151

5848




Latinmarket

8. Si es necesario, la memoria de USB SiroEndo Pocket (7) puede enchufarse en la conexión USB de la parte posterior izquierda de SiroEndo Pocket (1).



9. Conecte la fuente de alimentación (4) a la base de enchufe para cargar el equipo.




LATINMARKET S.A.
Juan Carlos Descals
APODERADO

Jorge L. Hermida
Ingeniero Técnico
Farmacéutico M.N. 11151

Latinmarket

10. Una vez conectada la fuente de alimentación a la base de enchufe, el equipo se conecta brevemente de forma automática. En el indicador aparecen brevemente un saludo y la versión actual del software. A continuación, en el indicador aparece, de forma automática y durante unos instantes, el mensaje de que la batería está cargándose.

El mensaje desaparece y el equipo pasa al modo de espera.



11. Para conectar el equipo pulse brevemente una tecla cualquiera.

Compatibilidad electromagnética

Para evitar posibles riesgos por interferencias electromagnéticas no debe usarse ningún otro equipo electromédico o de otro tipo cerca de SiroEndo Pocket. La unidad cumple las especificaciones de la norma actuar para compatibilidad electromagnética.

Este equipo no produce interferencias dañinas. Sin embargo, puede captar interferencias recibidas por otros equipos, incluidas las que causan un mal funcionamiento.

Medidas de protección contra ESD


No debe tocar las patillas ni los contactos de los conectores marcados con el símbolo ESD, ni conectarlos, sin aplicar las medidas de protección contra ESD

Las medidas ESD son las siguientes:

- Procedimientos que eviten una carga electrostática (p. ej. Climatización, humidificadores, revestimiento conductor en el suelo, ropa no sintética).
- Descarga del propio cuerpo en la carcasa del Equipo, en el conductor de protección o en objetos metálicos grandes

LATINMARKET S.A.


JUAN CARLOS DESCALS
APODERADO


DR. JORGE L. HERMIDA
Ingeniero Técnico
Farmacéutico M.N. 11151



Latinmarket

- Contacto propio con la tierra a través de una pulsera antiestática.



Así pues, se recomienda informar a todas las personas que trabajen con este equipo sobre el significado de esta etiqueta de advertencia, e instruir las sobre el fenómeno de las cargas electrostáticas que se puedan producir en la consulta, y sobre los daños que pueden provocar los USUARIOS cargados electrostáticamente al tocar los componentes electrónicos.

Limpeza y conservación

Antes del primer uso y de cada nuevo paciente, el equipo y los accesorios deben limpiarse o desinfectarse, y el electrodo para la mucosa y la pinza portalimas del localizador de ápice deben esterilizarse.

Desenchufe la fuente de alimentación de la base de enchufe antes de la limpieza o desinfección.

No deben aplicarse líquidos en el equipo ni pulverizarse directamente sobre él.

Nunca debe sumergirse el equipo o los accesorios en líquidos.

El embalaje del equipo o de sus accesorios no debe utilizarse como embalaje de esterilización.

Limpeza

- el equipo y el panel de mando, así como el motor, el soporte del motor, el cable del motor y los accesorios pueden limpiarse con un paño ligeramente humedecido en agua.
- Para eliminar la suciedad persistente limpie el equipo, el panel de mando, el motor y la manguera con un paño con un poco de detergente neutro, y séquelos con un paño suave.
- No utilice una instalación de limpieza por ultrasonidos.
- El micromotor, el interruptor de pedal y todos los cables pueden limpiarse con un paño ligeramente humedecido en agua o detergente.
- No utilice ningún tipo de disolvente o detergente agresivo para limpiar el micromotor, el interruptor de pedal o los cables.
- Elimine periódicamente la suciedad y los restos de desinfectantes con detergentes suaves convencionales.
- No permita que ningún líquido entre por las rendijas del equipo.
- Limpie inmediatamente los medicamentos que hayan podido manchar la superficie del equipo.

Latinmarket

Desinfección

- El equipo y el panel de mando, así como el motor, el soporte del motor, el cable del motor y los accesorios pueden limpiarse con un paño ligeramente humedecido en desinfectante.
- Nunca utilice sprays cerca de los conectores o de las piezas intermedias.
- Solo se pueden utilizar los desinfectantes comprobados y aprobados por las asociaciones profesionales nacionales o bien aquellos cuyas propiedades bactericidas, fungicidas y virucidas hayan sido sobradamente probadas.

No utilice: Productos de limpieza con los siguientes componentes: Fenol, ácido peracético, peróxido y otros componentes que liberen oxígeno, hipoclorito sódico y yodo.

El soporte para el micromotor puede extraerse para limpiarlo y desinfectarlo más fácilmente presionando ambos enclavamientos desde abajo.

Esterilización:

El micromotor se puede esterilizar si se sigue cuidadosamente las indicaciones siguientes:

Desconecte el cable del micromotor del SiroEndo Pocket

Para esterilizar el micromotor, éste se debe retirar de su acoplamiento en el cable del motor. El cable del motor NO se puede esterilizar.

1. Destornille unos pocos giros la tuerca de la manguera.
2. Después, destornille la parte inferior del motor completamente.
3. Retire cuidadosamente el motor de la conexión.

Introduzca el micromotor en una bolsa de esterilización adecuada, a una temperatura de vapor de 134°C (273°F), esterilizar con un intervalo de retención de 3 minutos (2,13 bar; 30,88 psi de sobrepresión).


Al insertar el motor en el acoplamiento, compruebe la posición de las patillas de contacto respecto a los conectores del acoplamiento, enchufe el acoplamiento en el motor con cuidado y enrósquelo bien.


Se pueden utilizar esterilizadores de vapor que cumplan la norma EN 13060 Clase B y que sean aptos para esterilizar motores:

El micromotor puede volver a utilizarse una vez que su temperatura haya bajado de 40°C (104°F).

LATINMARKET S.A.

JUAN CARLOS DESCALS
APODERADO


J. L. HERMIDA
Ingeniero Técnico
Farmacéutico M.N. 11151



Latinmarket

El electrodo de la mucosa y la pinza portalimas se pueden esterilizar a una temperatura de vapor de 134°C (273°F) durante 15 minutos.

Se pueden utilizar esterilizadores de vapor que cumplan la norma EN 13060 clase B y que sea apto para esterilizar motores.

Atención: No se pueden esterilizar los cables del localizador de ápice para la conexión a SiroEndo Pocket.

Atención:

- . La temperatura de esterilización no debe superar los 134°C (273°F)
- . Nunca sumerja componentes en una solución.
- . Nunca utilice instalaciones de limpieza por ultrasonido.
- . El mantenimiento adecuado y la comprobación periódica del funcionamiento y la temperatura del equipo de esterilización son importantes.


Mantenimiento

El micromotor no necesita mantenimiento:


- . No lubrique nunca el micromotor
- . No introduzca objetos en el micromotor.

LATINMARKET S.A.

JUAN CARLOS DESCALS
APODERADO


DR. JORGE L. HERMIDA
Ingeniero Técnico
Farmacéutico M.N. 11151





Latinmarket

"QUE HACER SI..."

"Qué hacer si..."

...el equipo no se conecta

Asegúrese de que los conectores de la fuente de alimentación estén conectados correctamente.

...el interruptor de pedal no conecta el motor

1. Asegúrese de que el cable esté enchufado correctamente.
2. Compruebe la operación del motor mediante la tecla "Motor" del panel de mando

...el equipo o el indicador no funcionan correctamente

Restablezca (RESET): Pulse la tecla "System ↑" al conectar SIROEndo Pocket o durante 1 segundo mientras se muestra el mensaje de bienvenida.

ATENCIÓN: si el equipo se desconecta mientras el motor está funcionando, quiere decir que la unidad central proporciona la potencia total disponible. Compruebe el contrángulo.

...el motor no arranca

Siga los siguientes pasos de comprobación:

1. Asegúrese de que el conector del motor esté correctamente enchufado al equipo.
2. Compruebe si el contrángulo tiene daños y si está correctamente fijado al motor.
3. Retire el contrángulo, active la máxima velocidad y vuelva a arrancar el motor.
4. Retire el contrángulo, haga una calibración.
5. Conecte el contrángulo, haga una calibración.

...el motor pierde potencia

1. Compruebe si el contrángulo tiene daños.
2. Haga una calibración.

...la batería no funciona correctamente

Compruebe lo siguiente:

1. si la batería se descarga demasiado deprisa aunque se hayan seguido todas las medidas correctamente.
2. si la unidad sólo funciona cuando la fuente de alimentación está conectada a la red, pero no con la batería.
3. si la batería está dañada: en tal caso, sustitúyala.

... aparece Error de calibración 1 en el indicador




Compruebe si el motor está conectado correctamente a la unidad de control.

LATINMARKET S.A.
Juan Carlos Descals
JUAN CARLOS DESCALS
APODERADO

Dr. Jorge L. Hermida
Dr. JORGE L. HERMIDA
Ingeniero Técnico
Farmacéutico M.N. 11151


Latinmarket

... aparece Error de calibración 2 en el indicador



Es posible que el contrángulo presente una alta resistencia al girar. Compruebe si el contrángulo presenta fallos. Es posible que deba lubricarse.

... Error de localizador de ápice 3



No se puede activar el localizador de ápice.

1. Compruebe si el cable del electrodo para la mucosa o de la pinza portalimas está mal enchufado o dañado.
2. Compruebe si se ha conectado por equivocación la pinza portalimas en lugar del electrodo para la mucosa con la lima en el contrángulo.
3. Compruebe si se está utilizando el contrángulo Sirona ENDO 6:1.
4. Después de una actualización de software presione al mismo tiempo las teclas "Save", "Reduct" y "Reverse" durante aprox. 3 segundos.

... no se puede activar el localizador de ápice

1. Compruebe la conexión entre el cable del electrodo para la mucosa y la unidad de control. Es posible que el cable o el contrángulo estén dañados.
2. Repita el proceso de activación cerrando el contacto entre el electrodo para la mucosa y la lima en el contrángulo. Espere hasta que aparezca la indicación "Localizador de ápice CON".
3. Repita el proceso de activación cerrando el contacto entre el electrodo para la mucosa y la pinza portalimas. Espere hasta que aparezca la indicación "Localizador de ápice CON".

...el indicador de medición del localizador de ápice oscila descontroladamente o no se mueve

| Causa | Solución |
|---|--|
| El contacto entre el electrodo para la mucosa y la mucosa bucal no es suficiente. | Enganche el electrodo para la mucosa de manera que tenga un buen contacto eléctrico con la mucosa bucal. |
| La pinza portalimas podría estar sucia. | Limpie la pinza portalimas con un paño humedecido con alcohol. |
| La corona del diente está cubierta de sangre o de productos químicos que han salido del canal por la corona y el cuello del diente, y que producen contacto eléctrico con la encía. | Seque la corona o aislela eléctricamente. |
| El canal radicular está lleno de sangre o de fluido electrolítico. | Enjuague el canal radicular o vacíelo por aspiración. |

LATINMARKET S.A.


JUAN CARLOS ESCOBAR
AUTORIZADO

Dr. JORGE L. HERMIDA
Ingeniero Técnico
Farmacéutico M.N. 11151


Latinmarket

| Causa | Solución |
|--|--|
| El instrumento para el canal radicular o el contrángulo tocan la encía. | Evite el contacto o aisle el contrángulo. |
| Aún quedan restos de pulpa en el canal radicular. | Retire los restos de pulpa. |
| Podría pasar corriente por una prótesis metálica. | Evite el contacto o realice un aislamiento con material de obturación provisional. |
| Podría pasar corriente por una superficie proximal infectada por caries. | Elimine la lesión o aislela. |
| Puede haber pus en el ápice. En consecuencia, no sería posible llevar a cabo una medición. | Si es necesario, aplique otro método de medición. |

LATINMARKET S.A.


JUAN CARLOS DESCALS
APODERADO
Dr. JORGE L. HERMIDA
Instructor Técnico
Farmacéutico M.N. 11151

5848




Latinmarket

ROTULO

1. Fabricado por: Sirona Dental System GMBH – Fabrikstrabe 31 D-64625 Bensheim – Deutschland – Alemania.
2. Importado por LATINMARKET S.A – Moreno 1401/05 – CABA.
3. Producto para uso dental solamente – Sistema de control eléctrico digital para endodoncia, Modelo: SiroEndo Pocket. Marca: SIRONA con sus partes y accesorios.
4. Nº de serie:
5. Conservar en lugar fresco y seco
6. Ver instrucciones de uso, precauciones y advertencias en el manual del usuario.
7. Director técnico: Farmacéutico Jorge Hermida MNº 11151
8. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-816-47
9. Condición de venta:

LATINMARKET S.A.

JUAN CARLOS DESSALS
APODERADO


DR. JORGE L. HERMIDA
Director Técnico
Farmacéutico M.N. 11151





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III
CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-1489-11-1

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° ...**5848**..., y de acuerdo a lo solicitado por LATINMARKET S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO DIGITAL PARA ENDODONCIA.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-355 – LOCALIZADORES DE APEX, PARA ENDODONCIA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): SIRONA.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Sistema de control eléctrico digital para endodoncia. Únicamente el personal especializado en odontología puede usar este producto.

Modelo/s: SiroEndo Pocket, Tipo D3526.

Período de vida útil: 10 años.


Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: SIRONA DENTAL SYSTEMS GmbH.

Lugar/es de elaboración: Fabrikstrabe 31 D-64625 Bensheim - Alemania.

Se extiende a LATINMARKET S.A. el Certificado PM-816-47, en la Ciudad de Buenos Aires, a **30 AGO 2011**..., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° **5848**


DR. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.