



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 6282

BUENOS AIRES, 05 AGO 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-002497-14-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones INSTRUMEDICA S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

DISPOSICIÓN N°

6 28 2

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 1490/92 y 1886/14.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca CHOICE MMED, nombre descriptivo Oxímetros de pulso y nombre técnico Oxímetros, de Pulsos, de acuerdo con lo solicitado por INSTRUMEDICA S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 64 y 65 a 72 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-1189-15, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 6282

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-002497-14-1

DISPOSICIÓN N°

6282

sao

|

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



6 28 2

05 AGO 2015

ANEXO III B

PROYECTO DE ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO

PROYECTO DE RÓTULOS

Fabricante: Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd.

Dirección: Room 320, West Building 4, No.83 Fuxing Road, 100039 Beijing, P.R. China

Producto: Oxímetros de pulso

Modelo del producto: MD300A, MD300M, MD300W314, MD300W, MD300C, MD300D, MD300C318T

Marca: CHOICE MMED

Número de serie:

Nombre del importador: INSTRUMEDICA S.R.L.

Domicilio del importador: Espinosa 719/21 – C.P. 1405 – Capital Federal

Autorizado por la ANMAT - PM 1189- 15

Nombre del Director Técnico: Bioing. Bonardi Ariel M.N. I6030

Fecha de fabricación:

Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias


Condiciones ambientales de almacenamiento

Temperatura -10 a 40 °C Humedad relativa 10 a 80 %

FABLO DAVID ATENA
INSTRUMEDICA S.R.L.
SOCIO GERENTE

ARIEL BONARDI
BIOING. M.N. I6030
DIRECTOR TECNICO

6282



INSTRUCCIONES DE USO

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de éste reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítem 2.4 y 2.5;

Rótulo:

Fabricante: Beijing Choice Electronic Technology Co. Ltd.

Dirección: Room 320, West Building 4, No.83 Fuxing Road, 100039 Beijing, P.R. China

Producto: Oxímetros de pulso

Marca: CHOICE MMED

Modelo del producto: MD300A, MD300M, MD300W314, MD300W, MD300C, MD300D, MD300C318T

Nombre del importador: INSTRUMEDICA S.R.L.

Domicilio del importador: Espinosa 719/21 – C.P. 1405 – Capital Federal

Autorizado por la ANMAT - PM 1189- 15

Nombre del Director Técnico: Bioing. Bonardi Ariel M.N. 16030

Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Condiciones ambientales de almacenamiento

Temperatura -10 a 40 °C Humedad relativa 10 a 80 %



PABLO DAVID ATENA
INSTRUMEDICA S.R.L.
SOCIO GERENTE



ARIEL A. BONARDI
BIOING. M.N. 16030
DIRECTOR TÉCNICO

3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados;

Indicación, Uso Previsto

El oxímetro de pulso está indicado para el monitoreo continuo de la saturación de oxígeno funcional de la hemoglobina arterial (SpO₂) y frecuencia de pulso. El Oxímetro de pulso está diseñado para utilizarse con pacientes pediátricos y adultos en áreas hospitalarias y para el transporte intra y extra hospitalario.

Nota: El uso en Hospital cubre áreas tales como: plantas de cuidado general, quirófanos, áreas de procedimientos especiales, las áreas de cuidados intensivos y críticos, consultorios médicos basada en laboratorios del sueño, centros de enfermería especializada, centros quirúrgicos.

Nota: el transporte intra-hospitalario incluye el transporte de pacientes dentro del hospital.


Prestaciones y características

El grado de saturación del oxígeno contenido en la sangre se refiere al porcentaje del volumen de hemoglobinas oxigenadas (HbO₂) del volumen total de hemoglobinas (Hb) susceptibles de combinarse con el oxígeno, Es decir, la densidad del oxígeno contenido en la sangre refleja el grado de saturación de HbO₂.

Se trata de un parámetro fisiológico importante del sistema de cardiovascular. Muchas patologías pueden causar la reducción de la saturación de la hemoglobina. Además, la disfunción de la regulación automática del organismo causado por la anestesia, los traumas de operaciones quirúrgicas y lesiones causadas por algunos exámenes médicos pueden perturbar el suministro de oxígeno del paciente que hace descender la saturación de la hemoglobina, lo cual da origen a algunos efectos adversos en el paciente tales como síntomas de mareo, vómitos e inercia. De no adoptar medidas terapéuticas oportunas, un caso de gravedad puede comprometer la vida del paciente. Por lo tanto, medir la saturación del oxígeno de la sangre del paciente facilita al médico diagnosticar a tiempo los problemas, que reviste un importante significado clínico.

El oxímetro de pulso digital (en adelante oxímetro) con características de reducido volumen, bajo consumo energético, manejabilidad y portabilidad. Para la detección, se debe introducir la falange distal (o falangeta) de un dedo en el espacio limitado entre las dos almohadillas de silicona y el instrumento indicará en su pantalla la medición de los datos obtenidos del procesamiento de las lecturas del detector fotosensible.

Modelo	MD300A	MD300M	MD300W314	MD300W
Certificados	CE, FDA	CE, FDA	CE, FDA	CE, FDA
Tipo de paciente	Adulto y pediátrico	Adulto y pediátrico	Adulto y pediátrico	Adulto y pediátrico
Display	LCD	TFT	LCD/ Color OLED	LCD/ Color OLED
SpO ₂	Rango de medición: 70% -100% Resolución: 1% Precisión en la medición: 2% en 70% - 100% No definido en 0% - 69%	Rango de medición: 70% -100% Resolución: 1% Precisión en la medición: 3% en 70% - 100% No definido en 0% - 69%	Rango de medición: 70% -100% Resolución: 1% Precisión en la medición: 3% en 70% - 100% No definido en 0% - 69%	Rango de medición: 70% -100% Resolución: 1% Precisión en la medición: 2% (80% - 100%) 3% en 70% - 79% No definido en 0% - 69%
Frecuencia cardíaca	Rango de medición: 30 - 254lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm o 2%, el mayor	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm o 2%, el mayor	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm o 2%, el mayor	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm de 30 - 100lpm 2% de 101 - 235lpm
Alarma	SI	SI	SI	NO
Bluetooth	NO	Opcional	SI	NO



Soporte cargador	NO	Opcional	NO	
Almacenamiento y revisión de datos	24-horas	72-horas	72-horas	30-horas

Modelo	MD300C	MD300D	MD300C318T
Certificado	CE,FDA	CE,FDA	CE,FDA
Tipo de paciente	Adulto y pediátrico	Adulto y pediátrico	Adulto y pediátrico
Display	LED	Color OLED	Color OLED
Forma de onda	NO	SI	SI
SpO2	Rango de medición: 70% - 99% Resolución: 1% Precisión en la medición: 3% en 70% - 99% No definido en 0% - 69%	Rango de medición: 70% - 100% Resolución: 1% Precisión en la medición: 2% en 70% - 100% No definido en 0% - 69%	Rango de medición: 70% - 99% Resolución: 1% Precisión en la medición: 3% en 70% - 99% No definido en 0% - 69%
Frecuencia cardíaca	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm de 30 - 99lpm 2% de 100 - 235lpm	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm de 30 - 99lpm 2% de 100 - 235lpm	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm de 30 - 99lpm 2% de 100 - 235lpm
Modo Display	1	6	4
Alarma	NO	NO	SI
Bluetooth	NO	NO	SI
Voz	NO	NO	NO
Apagado Automático	SI	SI	SI
Indicador de batería baja	NO	SI	SI
Brillo Ajustable	NO	SI	SI
Almacenamiento y revisión de datos	NO	NO	SI

3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;

Precauciones y Advertencias

Las advertencias se identifican por el símbolo de ADVERTENCIA mostrado arriba. Advertencias advertir de posibles resultados graves (muerte, lesiones o eventos adversos) para el paciente o usuario.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión. No utilice el oxímetro de pulso en ambientes saturados de gases inflamables.

ADVERTENCIA: Los productos químicos de un panel de la pantalla LCD rota son tóxicos cuando se ingieren. Tenga cuidado al manipular un oxímetro de pulso con un panel de la pantalla rota.

FABIO DAVID ATENA
INSTRUMEDICA S.R.L.
SOCIO GERENTE

ARIEL EDUARDO
BIOINGENIERO 18030
DIRECTOR TÉCNICO

0 28 2



ADVERTENCIA: Las lecturas de oximetría de pulso y las señales de pulso pueden ser afectadas por ciertas condiciones ambientales, sensor y ciertas condiciones del paciente.

ADVERTENCIA: Se debe revisar el dispositivo antes de su uso y garantizar su uso seguro y adecuado.

ADVERTENCIA: La medición del oxímetro de pulso puede verse afectada por las condiciones del paciente, los movimientos, sensores, las condiciones ambientales y el estado electromagnético externo.

ADVERTENCIA: Para garantizar la seguridad del paciente, no coloque el oxímetro de pulso en cualquier posición que puedan causar la caída del paciente.

ADVERTENCIA: Antes de usar, lea detenidamente las instrucciones de uso del sensor, incluyendo todas las advertencias, precauciones e instrucciones.

ADVERTENCIA: No utilice un sensor dañado. No utilice un sensor con componentes ópticos expuestos.

ADVERTENCIA: El daño tisular puede ser causado por una mala aplicación o la duración del uso de un sensor de SpO₂. Inspeccione periódicamente la ubicación del sensor como se indica en las instrucciones de uso del sensor.

ADVERTENCIA: Es aconsejable examinar con frecuencia el punto de detección del detector del oxímetro para asegurar la integridad de la piel del paciente que somete a la detección y el buen estado de circulación.

ADVERTENCIA: No sumerja ni moje el sensor.

ADVERTENCIA: Por favor lea el manual del usuario antes de su uso. Revise con cuidado las instrucciones de uso de cualquier accesorio y su función. El usuario debe revisar y asegurarse de que el uso que da al oxímetro de pulso para el paciente es el apropiado de acuerdo con este manual.

ADVERTENCIA: El oxímetro de pulso sólo debe usarse como guía en la valoración del paciente. Debe usarse en conjunto con signos y síntomas clínicos.

ADVERTENCIA: Solamente el personal de servicio calificado podrá desprender las cubiertas preventivas de choque eléctrico. Dentro del dispositivo no existen partes que sirvan al usuario.

ADVERTENCIA: Si la precisión de la medición no parece ser confiable, revise los signos vitales del paciente con medios alternativos y un monitor de paciente.

ADVERTENCIA: Personal de servicio calificado deberá probar el oxímetro de pulso y sus accesorios a intervalos regulares para verificar la operación apropiada, de acuerdo con los procedimientos del fabricante.

ADVERTENCIA: Se prohíbe usar junto con MRI o Dispositivos de CT.

ADVERTENCIA: Si se usa por largo tiempo, se debe cambiar periódicamente el punto de detección de acuerdo con el estado del paciente. A lo máximo cada 4 horas se debe cambiar el punto de detección, examinar la integridad de la piel y el estado de circulación del paciente y hacer ajustes correctos.

PABLO DAVID ATENA
INSTRUMEDICA S.R.L.
SOCIO GERENTE

ARIEL A. BONARDI
BIOINGENIERO 6030
DIRECTOR TÉCNICO


6282



ADVERTENCIA: No utilice el dispositivo cuando el mismo no esté trabajando de manera adecuada, o cuando presente fallas mecánicas. Contacte al ingeniero biomédico de su hospital o a su proveedor.

ADVERTENCIA: Limpie el Sensor después de usarlos. Use una tela con alcohol isopropílico para su limpieza.


PABLO DAVID ARTENI
INSTRUMENTA S.R.L.
SOCIO GERENTE


ARIEL BONARDI
BIOING. M.M. 16030
DIRECTOR TECNICO

|

3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos;

Instalación

1. Introduzca las pilas AA/AAA con los polos indicados en la cabina de pilas y luego coloque la tapa.
2. Encienda el dispositivo.
3. Coloque el dedo en el dedal de manera que la punta del dedo haga contacto los topes o guías posteriores del oxímetro.
4. Espere unos segundos y luego realice la lectura en la pantalla del dispositivo.

Instrucciones para operaciones seguras

Revise la unidad periódicamente para asegurarse que no hay daños visibles que puedan afectar la seguridad del paciente. Se recomienda que el dispositivo sea inspeccionado una vez a la semana al menos. Cuando haya daños obvios, deje de utilizar el dispositivo.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenimiento necesario debe ser realizado sólo por personal calificado. Los usuarios no tienen permitido realizar el mantenimiento.
- El oxímetro no puede ser usado junto con otros dispositivos no especificados en el manual de usuario. Únicamente los accesorios recomendados por el fabricante de este dispositivo.
- Este producto fue calibrado antes de salir de la fábrica.

3.8. Desinfección/Limpieza/Esterilización

Limpieza, y desinfección

Después de cada uso en el mismo o en diferentes pacientes, limpie la superficie del sensor con una gasa suave humedecida en agua, una solución jabonosa suave o alcohol isopropílico. El detergente sobrante se puede remover con un paño limpio y seco.

Precaución:

- Evite que el detergente se filtre en la unidad central mientras se limpia. No sumerja la unidad o el cable en líquido por ninguna razón.
- No limpie la unidad con tejido abrasivo y evite raspar.

Desinfección

Para evitar daño permanente el dispositivo solo se puede desinfectar cuando se considere necesario de acuerdo con las reglas del hospital. Antes de la desinfección se debe limpiar la superficie de la unidad y cable paciente con un 70% de alcohol isopropílico.

PABLO DA SILVA ATENA
INSTRUMENTAL R.L.
SOCIO GERENTE

ARIEL A. BONARDI
BIOINGENIERO N.º 6030
DIRECTOR TÉCNICO

3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros)

Inspección previa a la puesta en funcionamiento

Se recomienda realizar los siguientes procedimientos de inspección antes de encender la unidad y comenzar la operación, para evitar los riesgos de seguridad y obtener un buen registro.

- Revisar la unidad periódicamente para asegurarse que no hay daños visibles en el mismo que puedan afectar la seguridad del paciente.
- Revisar la batería antes del uso.

3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico;

Se deben reemplazar si hay algún defecto evidente o síntomas de envejecimiento que pueda afectar la seguridad o rendimiento.

Contactar directamente al importador ante cualquier fallo.

3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo: 5-40°C

Temperatura de almacenamiento: -10-40°C

Humedad ambiental: 15%-80% en estado de trabajo/10%-80% para almacenamiento

3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación;


Eliminación de baterías

- ¡No deben ser tirados al fuego, ya que pueden explotar!
- ¡No deben ser abiertos, ya que existe peligro de causticación!

Las baterías y acumuladores eléctricos son desechos especiales: Se tienen que eliminar observando las disposiciones ecológicas locales para la eliminación de este tipo de desechos.


PABLO DAVID ATENA
INSTRUMEDICA S.R.L.
SOCIO GERENTE


ARIELA BONARDI
BIOINGENIERO 19030
DIRECTOR TÉCNICO



3.16. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.

Modelo	MD300A	MD300M	MD300W314	MD300W
SpO2	Rango de medición: 70% -100% Resolución: 1% Precisión en la medición: 2% en 70% - 100% No definido en 0% - 69%	Rango de medición: 70% -100% Resolución: 1% Precisión en la medición: 3% en 70% - 100% No definido en 0% - 69%	Rango de medición: 70% -100% Resolución: 1% Precisión en la medición: 3% en 70% - 100% No definido en 0% - 69%	Rango de medición: 70% -100% Resolución: 1% Precisión en la medición: 2% (80% - 100%) 3% en 70% - 79% No definido en 0% - 69%
Frecuencia cardíaca	Rango de medición: 30 - 254lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm o 2%, el mayor	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm o 2%, el mayor	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm o 2%, el mayor	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm de 30 - 100lpm 2% de 101 - 235lpm

Modelo	MD300C	MD300D	MD300C318T
SpO2	Rango de medición: 70% - 99% Resolución: 1% Precisión en la medición: 3% en 70% - 99% No definido en 0% - 69%	Rango de medición: 70% - 100% Resolución: 1% Precisión en la medición: 2% en 70% - 100% No definido en 0% - 69%	Rango de medición: 70% - 99% Resolución: 1% Precisión en la medición: 3% en 70% - 99% No definido en 0% - 69%
Frecuencia cardíaca	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm de 30 - 99lpm 2% de 100 - 235lpm	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm de 30 - 99lpm 2% de 100 - 235lpm	Rango de medición: 30 - 235lpm Resolución: 1lpm Precisión en la medición: 2lpm de 30 - 99lpm 2% de 100 - 235lpm

PABLO DAVID ATENA
INSTRUMEDICA S.R.L.
SOCIO GERENTE

ARIEL BONARDI
BIOINGENIERO N. 16030
DIRECTOR TECNICO



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-002497-14-1

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **6282** y de acuerdo con lo solicitado por INSTRUMEDICA S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Oxímetros de pulso

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-148-Oxímetros, de Pulsos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CHOICE MMED

Clase de Riesgo: II

Indicación/es autorizada/s: indicado para el monitoreo continuo de la saturación de oxígeno funcional de la hemoglobina arterial (SpO₂) y frecuencia de pulso. El oxímetro de pulso está diseñado para utilizarse con pacientes pediátricos y adultos en áreas hospitalarias y para el transporte intra y extra hospitalario.

Modelo/s: MD300A, MD300M, MD300W314, MD300W, MD300C, MD300D, MD300C318T.

Período de vida útil: 5 (cinco) años

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: BEIJING CHOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD.

Lugar/es de elaboración: Room 320, West Building 4, No.83 Fuxing Road,
100039 Beijing, P.R. China.

Se extiende a INSTRUMEDICA S.R.L. el Certificado de Autorización e Inscripción
del PM-1189-15, en la Ciudad de Buenos Aires, a 05 AGO 2015
siendo su
vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

6 28 2

↓



Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.