



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº **9 4 6 7**

BUENOS AIRES, **23 AGO 2016**

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-2888-16-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y


CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones MANOHAY ARGENTINA S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
S.A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 9 4 6 7

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**


DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca STRAUMANN, nombre descriptivo SISTEMA DE IMPLANTES DENTALES CON PIEZAS PROTÉSICAS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL ASOCIADO y nombre técnico Prótesis, Dentales, Implantables, de acuerdo con lo solicitado por MANOHAY ARGENTINA S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 225 a 226 y 227 a 273 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-2246-11, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº

9 4 6 7

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, Rótulos e Instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-3110-2888-16-4

DISPOSICIÓN Nº

gsch

9 4 6 7

Dr. ROBERTO LEÑO
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-2888-16-4

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **9467** y de acuerdo con lo solicitado por MANOHAY ARGENTINA S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE IMPLANTES DENTALES CON PIEZAS PROTÉSICAS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL ASOCIADO.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-744 - Prótesis, Dentales, Implantables.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): STRAUMANN.

Clase de Riesgo: III.

Indicación/es autorizada/s: El Sistema de Implantes Straumann es ideal para el tratamiento de implantes orales endoóseos para los maxilares superior e inferior y para la rehabilitación oral estética de pacientes edéntulos y parcialmente dentados (excepto en casos de indicaciones y limitaciones específicas, como explicado a seguir). El Sistema de Implantes Straumann también pueden ser utilizado para implantes temprano o inmediato después de la extracción o pérdida del diente natural. Los implantes pueden ser colocados con función

inmediata en uno o varios dientes cuando es obtenida una buena estabilidad primaria y hay una carga oclusal adecuada, para restaurar la función de masticación. Las restauraciones protésicas usadas son coronas simples, puentes y dentaduras fijas parciales o completas, conectadas a los implantes utilizando los componentes correspondientes, sean estos temporales (Pilares Cicatrizadores, Tornillos de Cierre y Casquillos Cicatrizadores; Pilares, Cofias y Postes Temporales) o permanentes (Pilares, Cofias).

El Sistema de Implantes Straumann incluye los Instrumentos Straumann® que son usados para planear, preparar y realizar procedimientos quirúrgicos, y para la restauración de los Implantes Dentales Straumann® de varios tipos y con diferentes plataformas en caso de componentes protésicos atorados o dañados.

Modelo/s: 021.2108 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLActive 8 mm, Ti.

021.2110 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLActive 10 mm, Ti.

021.2112 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLActive 12 mm, Ti.

021.2114 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLActive 14 mm, Ti.

021.4108 Implante Bone Level, Ø 4.1 mm, RC, SLActive 8 mm, Ti.

021.4108G Implante Bone Level, Ø 4.1 mm, RC, SLActive 8 mm, Ti, guiado.

021.4110 Implante Bone Level, Ø 4.1 mm, RC, SLActive 10 mm, Ti.


021.4110G Implante Bone Level, Ø 4.1 mm, RC, SLActive 10 mm, Ti, guiado.

021.4112 Implante Bone Level, Ø 4.1 mm, RC, SLActive 12 mm, Ti.

021.4112G Implante Bone Level, Ø 4.1 mm, RC, SLActive 12 mm, Ti, guiado.

021.4114 Implante Bone Level, Ø 4.1 mm, RC, SLActive 14 mm, Ti.

021.6108 Implante Bone Level, Ø 4.8 mm, RC, SLActive 8 mm, Ti.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

- 021.6108G Implante Bone Level, Ø 4.8 mm, RC, SLActive 8 mm, Ti, guiado.
- 021.6110 Implante Bone Level, Ø 4.8 mm, RC, SLActive 10 mm, Ti.
- 021.6110G Implante Bone Level, Ø 4.8 mm, RC, SLActive 10 mm, Ti, guiado.
- 021.6112 Implante Bone Level, Ø 4.8 mm, RC, SLActive 12 mm, Ti.
- 021.6112G Implante Bone Level, Ø 4.8 mm, RC, SLActive 12 mm, Ti, guiado.
- 021.6114 Implante Bone Level, Ø 4.8 mm, RC, SLActive 14 mm, Ti.
- 021.2408 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLA 8 mm, Ti.
- 021.2410 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLA 10 mm, Ti.
- 021.2412 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLA 12 mm, Ti.
- 021.2414 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLA 14 mm, Ti.
- 021.2608 Implante Bone Level, Ø 3.3mm NC, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.
- 021.2610 Implante Bone Level, Ø 3.3mm NC, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.
- 021.2612 Implante Bone Level, Ø 3.3mm NC, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.
- 021.2614 Implante Bone Level, Ø 3.3mm NC, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.
- 021.4408 Implante Bone Level, Ø 4.1 mm, RC, SLA 8 mm, Ti.
- 021.4410 Implante Bone Level, Ø 4.1 mm, RC, SLA 10 mm, Ti.
- 021.4412 Implante Bone Level, Ø 4.1 mm, RC, SLA 12 mm, Ti.
- 021.4414 Implante Bone Level, Ø 4.1 mm, RC, SLA 14 mm, Ti.
- 021.4608 Implante Bone Level, Ø 4.1mm RC, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.
- 021.4610 Implante Bone Level, Ø 4.1mm RC, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.
- 021.4612 Implante Bone Level, Ø 4.1mm RC, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.
- 021.4614 Implante Bone Level, Ø 4.1mm RC, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.
- 021.6408 Implante Bone Level, Ø 4.8 mm, RC, SLA 8 mm, Ti.

021.6410 Implante Bone Level, Ø 4.8 mm, RC, SLA 10 mm, Ti.

021.6412 Implante Bone Level, Ø 4.8 mm, RC, SLA 12 mm, Ti.

021.6414 Implante Bone Level, Ø 4.8 mm, RC, SLA 14 mm, Ti.

021.6608 Implante Bone Level, Ø 4.8mm RC, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.

021.6610 Implante Bone Level, Ø 4.8mm RC, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.

021.6612 Implante Bone Level, Ø 4.8mm RC, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.

021.6614 Implante Bone Level, Ø 4.8mm RC, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.

021.2208 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLActive 8 mm, Roxolid.

021.2208G Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLActive 8 mm, Roxolid,
guiado.

021.2210 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLActive 10 mm, Roxolid.

021.2210G Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLActive 10 mm, Roxolid,
guiado.

021.2212 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLActive 12 mm, Roxolid.

021.2212G Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLActive 12 mm, Roxolid,
guiado.

021.2214 Implante Bone Level, Ø 3.3 mm, NC, SLActive 14 mm, Roxolid.

021.2308 Implante Bone Level Ø 3.3mm NC, SLActive® 8mm, Roxolid®.


021.2310 Implante Bone Level Ø 3.3mm NC, SLActive® 10mm, Roxolid®.

021.2312 Implante Bone Level Ø 3.3mm NC, SLActive® 12mm, Roxolid®.

021.2314 Implante Bone Level Ø 3.3mm NC, SLActive® 14mm, Roxolid®.

021.3308 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLActive® 8mm,

Roxolid®, Loxim™.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.*

021.3310 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLActive® 10mm, Roxolid®, Loxim™.

021.3312 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLActive® 12mm, Roxolid®, Loxim™.

021.3314 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLActive® 14mm, Roxolid®, Loxim™.

021.3316 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLActive® 16mm, Roxolid®, Loxim™.

021.4308 Implante Bone Level Ø 4.1mm RC, SLActive® 8mm, Roxolid®.

021.4308G Implante Bone Level, Ø 4.1mm RC SLActive® 8mm, Roxolid®, guiado.

021.4310 Implante Bone Level Ø 4.1mm RC, SLActive® 10mm, Roxolid®.

021.4310G Implante Bone Level, Ø 4.1mm RC SLActive® 10mm, Roxolid®, guiado.

021.4312 Implante Bone Level Ø 4.1mm RC, SLActive® 12mm, Roxolid®.

021.4312G Implante Bone Level, Ø 4.1mm RC SLActive® 12mm, Roxolid®, guiado.

021.4314 Implante Bone Level Ø 4.1mm RC, SLActive® 14mm, Roxolid®.

021.5308 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLActive® 8mm, Roxolid®, Loxim™.

021.5310 Impante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLActive® 10mm, Roxolid®, Loxim™.

021.5312 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLActive® 12mm,
Roxolid®, Loxim™.

021.5314 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLActive® 14mm,
Roxolid®, Loxim™.

021.5316 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLActive® 16mm,
Roxolid®, Loxim™.

021.6308 Implante Bone Level Ø 4.8mm RC, SLActive® 8mm, Roxolid®.

021.6308G Implante Bone Level, Ø 4.8mm RC SLActive® 8mm, Roxolid®,
guiado.

021.6310 Implante Bone Level Ø 4.8mm RC, SLActive® 10mm, Roxolid®.

021.6310G Implante Bone Level, Ø 4.8mm RC SLActive® 10mm, Roxolid®,
guiado.

021.6312 Implante Bone Level Ø 4.8mm RC, SLActive® 12mm, Roxolid®.

021.6312G Implante Bone Level, Ø 4.8mm RC SLActive® 12mm, Roxolid®,
guiado.

021.6314 Implante Bone Level Ø 4.8mm RC, SLActive® 14mm, Roxolid®.

021.7308 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLActive® 8mm,
Roxolid®, Loxim™.

021.7310 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLActive® 10mm,
Roxolid®, Loxim™.

021.7312 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLActive® 12mm,
Roxolid®, Loxim™.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.*

021.7314 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLActive® 14mm, Roxolid®, Loxim™.

021.7316 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLActive® 16mm, Roxolid®, Loxim™.

033.591G Implante Standard Plus, Ø 4.8 RN, SLActive® 8mm, Roxolid®, guiado.

033.592G Implante Standard Plus, Ø 4.8 RN, SLActive® 10mm, Roxolid®, guiado.

033.593G Implante Standard Plus, Ø 4.8 RN, SLActive® 12mm, Roxolid®, guiado.

021.2508 Implante Bone Level, Ø 3.3mm NC, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim™.

021.2510 Implante Bone Level, Ø 3.3mm NC, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim™.

021.2512 Implante Bone Level, Ø 3.3mm NC, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim™.

021.2514 Implante Bone Level, Ø 3.3mm NC, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim™.

021.4508 Implante Bone Level, Ø 4.1mm RC, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim™.

021.4510 Implante Bone Level, Ø 4.1mm RC, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim™.

021.4512 Implante Bone Level, Ø 4.1mm RC, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim™.

021.4514 Implante Bone Level, Ø 4.1mm RC, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim™.

021.6508 Implante Bone Level, Ø 4.8mm RC, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim™.

021.6510 Implante Bone Level, Ø 4.8mm RC, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim™.

021.6512 Implante Bone Level, Ø 4.8mm RC, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim™.

021.6514 Implante Bone Level, Ø 4.8mm RC, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim™.

021.3408 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.

021.3410 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLA® 10mm, Ti,
Loxim™.

021.3412 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLA® 12mm, Ti,
Loxim™.

021.3414 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLA® 14mm, Ti,
Loxim™.

021.3416 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLA® 16mm, Ti,
Loxim™.

021.5408 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.

021.5410 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLA® 10mm, Ti,
Loxim™.

021.5412 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLA® 12mm, Ti,
Loxim™.


021.5414 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLA® 14mm, Ti,
Loxim™.

021.5416 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLA® 16mm, Ti,
Loxim™.

021.7408 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.

021.7410 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLA® 10mm, Ti,
Loxim™.

021.7412 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLA® 12mm, Ti,
Loxim™.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

021.7414 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLA® 14mm, Ti,
Loxim™.

021.7416 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLA® 16mm, Ti,
Loxim™.

021.3508 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLA® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.3510 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLA® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.3512 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLA® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.3514 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLA® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.3516 Implante Bone Level Tapered, Ø 3.3mm NC, SLA® 16mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.5508 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLA® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.5510 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLA® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.5512 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLA® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.5514 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLA® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.5516 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.1mm RC, SLA® 16mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.7508 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLA® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.7510 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLA® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.7512 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLA® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.7514 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLA® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

021.7516 Implante Bone Level Tapered, Ø 4.8mm RC, SLA® 16mm, Roxolid®,
Loxim™.

031.001S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA
8mm, AH 4mm, ZrO₂.

031.002S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA
10mm, AH 4mm, ZrO₂.

031.003S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA
12mm, AH 4mm, ZrO₂.

031.004S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA
14mm, AH 4mm, ZrO₂.

031.011S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA
8mm, AH 5.5mm, ZrO₂.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

031.012S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA
10mm, AH 5.5mm, ZrO2.

031.013S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA
12mm, AH 5.5mm, ZrO2.

031.014S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 3.3mm ND, ZLA
14mm, AH 5.5mm, ZrO2.

031.021S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA
8mm, AH 4mm, ZrO2.

031.022S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA
10mm, AH 4mm, ZrO2.

031.023S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA
12mm, AH 4mm, ZrO2.

031.024S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA
14mm, AH 4mm, ZrO2.

031.031S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA
8mm, AH 5.5mm, ZrO2.

031.032S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA
10mm, AH 5.5mm, ZrO2.

031.033S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA
12mm, AH 5.5mm, ZrO2.

031.034S Straumann® PURE Ceramic Implante Monotype, Ø 4.1mm RD, ZLA
14mm, AH 5.5mm, ZrO2.

042.360S Implante EO Ø 3.3 / 3.5 mm, Profundidad de insercion 3.5 mm,
Titanio.

042.362S Implante EO Ø 3.3 / 3.5 mm, Profundidad de insercion 5.0 mm,
Titanio.

042.365S Implante EO Ø 3.3 / 5.5 mm, Profundidad de insercion 2.5 mm,
Titanio.

042.367S Implante EO Ø 3.3 / 5.5 mm, Profundidad de insercion 4.0 mm,
Titanio.

042.335S Palatal Implant ø4.1mm, L 4.0mm, Ti.

042.336S Palatal Implant ø4.8mm, L 4.0mm, Ti.

033.030S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 6.0
mm.


033.031G Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 8
mm, Ti, guiado.

033.031S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 8.0
mm.

033.032G Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 10
mm, Ti, guiado.

033.032S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
10.0 mm.

033.033G Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 12
mm, Ti, guiado.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

033.033S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
12.0 mm.

033.034S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
14.0 mm.

033.035S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
16.0 mm.

033.050S Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
6.0 mm.

033.051G Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
8 mm, Ti, guiado.

033.051S Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
8.0 mm.

033.052G Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
10 mm, Ti, guiado.

033.052S Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
10.0mm.

033.053G Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
12 mm, Ti, guiado.

033.053S Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
12.0mm.

033.054S Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
14.0mm.

033.131S Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 8.0 mm.

033.132S Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 10.0 mm.

033.133S Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 12.0 mm.

033.134S Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 14.0 mm.

033.135S Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 16.0 mm.

033.151S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 8.0 mm.

033.152S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 10.0 mm.

033.153S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 12.0 mm.

033.154S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 14.0 mm.

033.230S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 6.0 mm.

033.231S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 8.0 mm.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.

033.232S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
10.0 mm.

033.233S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
12.0 mm.

033.234S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
14.0 mm.

033.250S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
6.0 mm.

033.251G Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
8 mm, Ti, guiado.

033.251S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
8.0 mm.

033.252G Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
10 mm, Ti, guiado.

033.252S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
10.0mm.

033.253G Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
12 mm, Ti, guiado.

033.253S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
12.0 mm.

033.254S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive
14.0 mm.

033.630S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLActive 6.0 mm.

033.631S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLActive 8.0 mm.

033.632S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLActive 10.0 mm.

033.633S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLActive 12.0 mm.

033.650S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLActive 6.0 mm.

033.651S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLActive 8.0 mm.

033.652S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLActive 10.0 mm.

033.653S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLActive 12.0 mm.

033.712S Implante Tapered Effect, Ø 4.8 mm Wide Neck, SLActive 10 mm.

033.713S Implante Tapered Effect, Ø 4.8 mm Wide Neck, SLActive 12 mm.

033.714S Implante Tapered Effect, Ø 4.8 mm Wide Neck, SLActive 14 mm.

033.721S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm Regular Neck, SLActive 8 mm.

033.722S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm Regular Neck, SLActive 10 mm.

033.723S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm Regular Neck, SLActive 12 mm.

033.724S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm Regular Neck, SLActive 14 mm.

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

033.761G Implante Tapered Effect, Ø 4.1 mm Regular Neck, SLActive 8 mm, Ti, guiado.

033.761S Implante Tapered Effect, Ø 4.1 mm Regular Neck, SLActive 8 mm.

033.762G Implante Tapered Effect, Ø 4.1 mm Regular Neck, SLActive 10 mm, Ti, guiado.

033.762S Implante Tapered Effect, Ø 4.1 mm Regular Neck, SLActive 10 mm.

033.763G Implante Tapered Effect, Ø 4.1 mm Regular Neck, SLActive 12 mm, Ti, guiado.

033.763S Implante Tapered Effect, Ø 4.1 mm Regular Neck, SLActive 12 mm.

033.764S Implante Tapered Effect, Ø 4.1 mm Regular Neck, SLActive 14 mm.

033.951S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm Narrow Neck, SLActive 8 mm.

033.952S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm Narrow Neck, SLActive 10 mm.

033.953S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm Narrow Neck, SLActive 12 mm.

033.954S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm Narrow Neck, SLActive 14 mm.

042.930S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Narrow Neck Ø 3.5 mm, SLA 8.0 mm.

042.931S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Narrow Neck Ø 3.5 mm, SLA 10.0 mm.

042.932S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Narrow Neck Ø 3.5 mm, SLA 12.0 mm.

042.933S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Narrow Neck Ø 3.5 mm, SLA 14.0 mm

043.030S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 6.0 mm.

043.031S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 8.0 mm.

043.032S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 10.0 mm.

043.033S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 12.0 mm.

043.034S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 14.0 mm.

043.035S Implante Standard, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 16.0 mm.

043.050S Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 6.0 mm.

043.051S Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 8.0 mm.

043.052S Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 10.0 mm.

043.053S Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 12.0 mm.

043.054S Implante Standard Plus, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 14.0 mm.

043.131S Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 8.0 mm.

043.132S Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 10.0 mm.

mm.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

043.133S Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 12.0 mm.

043.134S Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 14.0 mm.

043.135S Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 16.0 mm.

043.151S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 8.0 mm.

043.152S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 10.0 mm.

043.153S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 12.0 mm.

043.154S Implante Standard Plus, Ø 3,3 mm, Regular Neck (Ø 4,8 mm), SLA 14,0 mm.

043.230S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 6.0 mm.

043.231S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 8.0 mm.

043.232S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 10.0 mm.

043.233S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 12.0 mm.

043.234S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 14.0 mm.

043.250S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 6.0 mm.

043.251S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 8.0 mm.

043.252S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 10.0 mm.

043.253S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 12.0 mm.

043.254S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Regular Neck(Ø 4,8 mm), SLA 14,0 mm.

043.630S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLA 6.0 mm.

043.631S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLA 8.0 mm.

043.632S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLA 10.0 mm.

043.633S Implante Standard, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLA 12.0 mm.

043.650S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLA 6.0 mm

043.651S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLA 8.0 mm.

043.652S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLA 10.0 mm.

043.653S Implante Standard Plus, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLA 12.0 mm.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

043.712S Implante Tapered Effect, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLA 10.0 mm.

043.713S Implante Tapered Effect, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLA 12.0 mm.

043.714S Implante Tapered Effect, Ø 4.8 mm, Wide Neck Ø 6.5 mm, SLA 14.0 mm.

043.721S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 8.0 mm.

043.722S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 10.0 mm.

043.723S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 12.0 mm.

043.724S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 14.0 mm.

043.761S Implante Tapered Effect, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 8.0 mm.

043.762S Implante Tapered Effect, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 10.0 mm.

043.763S Implante Tapered Effect, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 12.0 mm.

043.764S Implante Tapered Effect, Ø 4.1 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLA 14.0 mm.

043.906S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.

A

043.907S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.

043.908S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.

043.909S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.

043.910S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 16mm, Ti, Loxim™.

043.911S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.

043.912S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.

043.913S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.

043.914S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.

043.915S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.

043.916S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.

043.917S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.

043.918S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.

043.919S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 6mm, Ti, Loxim™.

043.920S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.

043.921S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.

043.922S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.

043.923S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.

043.924S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 16mm, Ti, Loxim™.

043.925S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 6mm, Ti, Loxim™.

043.926S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.

043.927S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.

043.928S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.

043.929S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 043.930S Implante Tapered Effect, Ø 4.1mm RN, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.
- 043.931S Implante Tapered Effect, Ø 4.1mm RN, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.
- 043.932S Implante Tapered Effect, Ø 4.1mm RN, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.
- 043.933S Implante Tapered Effect, Ø 4.1mm RN, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.
- 043.934S Implante Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 6mm, Ti, Loxim™.
- 043.935S Implante Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.
- 043.936S Implante Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.
- 043.937S Implante Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.
- 043.938S Implante Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.
- 043.939S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 6mm, Ti, Loxim™.
- 043.940S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.
- 043.941S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.
- 043.942S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.
- 043.943S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.
- 043.944S Implante Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 6mm, Ti, Loxim™.
- 043.945S Implante Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.
- 043.946S Implante Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.
- 043.947S Implante Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.
- 043.948S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 6mm, Ti, Loxim™.
- 043.949S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 8mm, Ti, Loxim™.
- 043.950S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.
- 043.951S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.
- 043.952S Implante Tapered Effect, Ø 4.8mm WN, SLA® 10mm, Ti, Loxim™.

043.953S Implante Tapered Effect, Ø 4.8mm WN, SLA® 12mm, Ti, Loxim™.

043.954S Implante Tapered Effect, Ø 4.8mm WN, SLA® 14mm, Ti, Loxim™.

033.043S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 4mm, Roxolid®, Loxim™.

033.044S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLActive® 4mm, Roxolid®, Loxim™.

033.045S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLActive® 4mm, Roxolid®, Loxim™.

033.416S Standard Plus Implante, Ø 3.3mm NNC, SLActive® 8mm, Roxolid®.

033.417S Standard Plus Implante, Ø 3.3mm NNC, SLActive® 10mm, Roxolid®.

033.418S Standard Plus Implante, Ø 3.3mm NNC, SLActive® 12mm, Roxolid®.

033.419S Standard Plus Implante, Ø 3.3mm NNC, SLActive® 14mm, Roxolid®.

033.431G Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 8 mm, Roxolid, guiado.

033.431S Implante Standard, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 8 mm, Roxolid.

033.432G Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 10 mm, Roxolid, guiado.

033.432S Implante Standard, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 10 mm, Roxolid.

033.433G Implante Standard, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 12 mm, Roxolid, guiado.

033.433S Implante Standard, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 12 mm, Roxolid.

033.434S Implante Standard, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 14 mm, Roxolid.

033.435S Implante Standard, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 16 mm, Roxolid.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

033.451G Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 8 mm, Roxolid, guiado.

033.451S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 8 mm, Roxolid.

033.452G Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 10 mm, Roxolid, guiado.

033.452S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 10 mm, Roxolid.

033.453G Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, Regular Neck Ø 4.8 mm, SLActive 12 mm, Roxolid, guiado.

033.453S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 12 mm, Roxolid

033.454S Implante Standard Plus, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 14 mm, Roxolid

033.501S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLActive® 8mm, Roxolid®, Loxim™.

033.502S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLActive® 10mm, Roxolid®, Loxim™.

033.503S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLActive® 12mm, Roxolid®, Loxim™.

033.504S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLActive® 14mm, Roxolid®, Loxim™.

033.505S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLActive® 16mm, Roxolid®, Loxim™.

033.511S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLActive® 8mm, Roxolid®, Loxim™.

033.512S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLActive® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.513S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLActive® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.514S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLActive® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.521S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLActive® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.522S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLActive® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.523S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLActive® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.524S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLActive® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.530S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 6mm, Roxolid®,
Loxim™.


033.531G Implante Standard, Ø 4.1 RN, SLActive® 8mm, Roxolid®, guiado.

033.531S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.532G Implante Standard, Ø 4.1 RN, SLActive® 10mm, Roxolid®, guiado.

033.532S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.533G Implante Standard, Ø 4.1 RN, SLActive® 12mm, Roxolid®, guiado.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

033.533S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.534S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.535S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLActive® 16mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.560S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 6mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.561G Implante Standard Plus, Ø 4.1 RN, SLActive® 8mm, Roxolid®,
guiado.

033.561S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.562G Implante Standard Plus, Ø 4.1 RN, SLActive® 10mm, Roxolid®,
guiado.

033.562S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.563G Implante Standard Plus, Ø 4.1 RN, SLActive® 12mm, Roxolid®,
guiado.

033.563S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.564S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLActive® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.611S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLActive® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.612S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLActive® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.613S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLActive® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.614S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLActive® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.622S Implante Tapered Effect, Ø 4.8mm WN, SLActive® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.623S Implante Tapered Effect, Ø 4.8mm WN, SLActive® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.624S Implante Tapered Effect, Ø 4.8mm WN, SLActive® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

033.751S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 8 mm, Roxolid.

033.752S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 10 mm, Roxolid.

033.753S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 12 mm, Roxolid.

033.754S Implante Tapered Effect, Ø 3.3 mm, RN, SLActive 14 mm, Roxolid.

043.061S Implante Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 6mm, Roxolid®, Loxim™.

043.062S Implante Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim™.

043.063S Implante Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim™.

043.064S Implante Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim™.

043.065S Implante Standard, Ø 4.8mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim™.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

043.066S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 6mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.067S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.068S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®
Loxim™.

043.069S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.070S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.155S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 6mm, Roxolid® Loxim™.

043.156S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 8mm, Roxolid® Loxim™.

043.157S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 10mm, Roxolid® Loxim™.

043.158S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim™.

043.159S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim™.

043.160S Implante Standard, Ø 4.1mm RN, SLA® 16mm, Roxolid®, Loxim™.

043.161S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 6mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.162S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.163S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.164S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.165S Implante Standard Plus, Ø 4.1mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®,
Loxim™

043.166S Implante Tapered Effect, Ø 4.1mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.167S Implante Tapered Effect, Ø 4.1mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.168S Implante Tapered Effect, Ø 4.1mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.169S Implante Tapered Effect, Ø 4.1mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.255S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim™.

043.256S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim™.

043.257S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim™.


043.258S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®, Loxim™.

043.259S Implante Standard, Ø 3.3mm RN, SLA® 16mm, Roxolid®, Loxim™.

043.260S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.261S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.262S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

043.263S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.264S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLA® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.265S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLA® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.266S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLA® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.267S Implante Tapered Effect, Ø 3.3mm RN, SLA® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.416S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm NNC, SLA® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.417S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm NNC, SLA® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.418S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm NNC, SLA® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.419S Implante Standard Plus, Ø 3.3mm NNC, SLA® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.606S Implante Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 6mm, Roxolid®, Loxim™.

043.607S Implante Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 8mm, Roxolid®, Loxim™.

043.608S Implante Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 10mm, Roxolid®, Loxim™.

043.609S Implante Standard, Ø 4.8mm WN, SLA® 12mm, Roxolid®, Loxim™.

043.655S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 6mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.656S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 8mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.657S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.658S Implante Standard Plus, Ø 4.8mm WN, SLA® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.660S Implante Tapered Effect, Ø 4.8mm WN, SLA® 10mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.661S Implante Tapered Effect, Ø 4.8mm WN, SLA® 12mm, Roxolid®,
Loxim™.

043.662S Implante Tapered Effect, Ø 4.8mm WN, SLA® 14mm, Roxolid®,
Loxim™.

ACCESORIOS

048.411 Barra Dolder®, perfil ovalado, mini, H 2.3mm, L 25mm, Elitor®.

048.412 Barra Dolder®, perfil ovalado, estándar, H 3mm, L 25mm, Elitor®.

048.413 Matriz p/ barra Dolder, mini, incl. separador, H 2.75mm, L 25mm,
Elitor®/latón.

048.414 Matriz p/ barra Dolder, estándar c/separador, H 3.5mm, L 25mm,
Elitor®/latón.

048.465 Barra Dolder, perfil ovalado, estándar, altura 3,0 mm, longitud 50,0
mm.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.

048.466 Barra Dolder, perfil ovalado, mini, altura 2,3 mm, longitud 50,0 mm.

048.470 Matriz de barra titanio, estándar, incluye separador, altura 4,5 mm, longitud 50,0 mm, titanio.

048.471 Matriz de barra Dolder, mini, incluye separador, altura 3,5 mm, longitud 50,0 mm, titanio.

025.2208-04 NC Auxiliar para Registro Oclusal, H 8mm, POM.

025.2212-04 NC Auxiliar para Registro Oclusal, H 12mm, POM.

025.4208-04 RC Auxiliar para Registro Oclusal, H 8mm, POM.

025.4212-04 RC Auxiliar para Registro Oclusal, H 12mm, POM.

048.940V4 Dispositivo auxiliar para registro de mordida, corta, Ø 5,0mm, altura 8mm, plástico.

048.941V4 Dispositivo auxiliar para registro de mordida, larga, Ø 5,0mm, altura 12mm, plástico.

048.960V4 NNC Auxiliar para registro oclusal, H 8mm, POM.

048.961V4 NNC Auxiliar para registro oclusal, H 12mm, POM.

023.2704 NC Casquillo p/ puente sobre Pilar Multi-Base, angulado 25°, POM.

023.2734 NC Casquillo p/ puente sobre Pilar Multi-Base, recto, D 3.5mm, POM.

023.2744 NC Casquillo p/ puente sobre Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, POM.

023.4704 RC Casquillo p/ puente sobre Pilar Multi-Base, angulado 25°, POM.

023.4744 RC Casquillo p/ puente sobre Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, POM.

023.4764 RC Casquillo p/ puente sobre Pilar Multi-Base, recto, D 6.5mm, POM.

048.665 RN synOcta® Casquillo de plástico TS, H 5.4mm, POM.

025.2201 NC Poste de Impresión p/ Cubeta Cerrada, con tornillo guía y casquillo, TAN/POM.

025.2202 NC Poste de Impresión p/ Cubeta Abierta corto, con tornillo guía, L 16.5mm, TAN.

025.2203-04 NC Casquillo de Impresión p/ Pilar Cementable, D 3.5mm, AH 4mm, POM.

025.2204-04 NC Casquillo de Impresión p/ Pilar Cementable, D 5mm, AH 4mm, POM.

025.2205 NC Poste de Impresión, para cubeta abierta, largo, con tornillo guía, longitud 30 mm, aleación de titanio.

025.2206 NC Poste de Impresión para Pilar Multi-Base, angulado 25°, TAN.

025.2220-04 NC Casquillo de Impresión p/ Pilar Cementable, D 5mm, AH 5.5mm, POM.

025.2231-04 NC Casquillo de Impresión p/ Pilar Multi-Base, recto, D 3.5mm, POM.


025.2232 NC Poste de Impresión para Pilar Multi-Base, recto, D 3.5mm, TAN.

025.2241-04 NC Casquillo de Impresión p/ Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, POM.

025.2242 NC Poste de Impresión para Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, TAN.

025.2243 Poste de impresión para cubeta abierta, TAN, para pilar roscado, al nivel del pilar, 0°, D3.5 mm.

025.2244 Poste de impresión para cubeta abierta, TAN, para pilar roscado, al nivel del pilar, 0°, D4.6 mm.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

025.2245 Poste de impresión para cubeta cerrada, TAN, para pilar roscado, al nivel del pilar, 0°, D 3.5 mm.

025.2246 Poste de impresión para cubeta cerrada, TAN, para pilar roscado, al nivel del pilar, 0°, D 4.6 mm.

025.4201 RC Poste de Impresión para Cubeta Cerrada, con tornillo guía y casquillo, TAN/POM.

025.4202 RC Poste de Impresión p/ Cubeta Abierta corto, con tornillo guía, L 16.5mm, TAN.

025.4203-04 RC Casquillo de Impresión p/ Pilar Cementable, D 5mm, AH 4mm, POM.

025.4204-04 RC Casquillo de Impresión p/ Pilar Cementable, D 6.5mm, AH 4mm, POM.

025.4205 RC Poste de impresión, para cubeta abierta, con tornillo de posicionamiento, L 30mm, TAN.

025.4206 RC Poste de Impresión para Pilar Multi-Base, angulado 25°, TAN.

025.4220-04 RC Casquillo de Impresión p/ Pilar Cementable, D 5mm, AH 5.5mm, POM.

025.4230-04 RC Casquillo de Impresión p/ Pilar Cementable, D 6.5mm, AH 5.5mm, POM.

025.4241-04 RC Casquillo de Impresión p/ Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, POM.

025.4242 RC Poste de Impresión para Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, TAN.

025.4261-04 RC Casquillo de Impresión p/ Pilar Multi-Base, recto, D 6.5mm, POM.

025.4262 RC Poste de Impresión para Pilar Multi-Base, recto, D 6.5mm, TAN.

031.250 ND Casquillo de Impresión, AH 4,0 mm, POM.

031.251 ND Casquillo de Impresión, AH 5,5 mm, POM.

031.260 RD Casquillo de impresión, AH 4mm, POM.

031.261 RD Casquillo de impresión, AH 5.5mm, POM.

040.380 WN Set de la impresión p. Pilar macizo 048.545, H 4mm, POM/Al.

040.381 RN Set de la impresión p. Pilar macizo 048.540, H 4mm, POM/Al.

040.382 RN Set de la impresión p. Pilar macizo 048.542, H 7mm, POM/Al.

040.383 RN Set de la impresión p. Pilar macizo 048.541, H 5.5mm, POM/Al.

040.384 WN Set de la impresión p. Pilar macizo 048.546, H 5.5mm, POM/Al.

048.007V4 Casquillo para toma de impresión para pilar cónico para barras 8°, altura 5,5 mm, aluminio.

048.009 Casquillo de impresión Octa, longitud 10,0 mm, aluminio.


048.010 RN synOcta® Casquillo impresión, atornillado, con tornillo posicionamiento, H 10.1mm, Al/Ti.

048.013 WN Casquillo de impresión, H 8mm, POM.

048.016 NN casquillo de impresión, atornillado, con tornillo de posicionamiento integrado, longitud 17.5 mm, aluminio/titanio.

048.017V4 RN Casquillo de impresión, H 8mm, POM.

048.060V4 RN Cilindro de posicionamiento, para pilar macizo 048.540, H 10.2mm, POM.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

048.061V4 RN Cilindro de posicionamiento, para pilar macizo 048.541, H 10.2mm, POM.

048.062V4 RN Cilindro de posicionamiento, para pilar macizo 048.542, H 10.2mm, POM.

048.065 WN Cilindro de posicionamiento, para pilar macizo 048.545, H 10mm, POM.

048.066 WN Cilindro de posicionamiento, para pilar macizo 048.546, H 10mm, POM.

048.070V4 RN synOcta® Cilindro de posicionamiento, H 12mm, POM.

048.090 RN synOcta® poste de impresión, roscado a mano, con tornillo de posicionamiento integrado, rojo, altura 21.0 mm, aluminio anodizado.

048.091 WN synOcta® Casquillo impresión, p/atornillar, H 10mm, Al.

048.093V4 RN synOcta® Casquillo impresión, de una pieza, para barra con synOcta® 1.5, H 5mm, POM.

048.095 WN synOcta® Cilindro de posicionamiento, H 12mm, POM.

048.122V4 NN casquillo de impresión, longitud 12.0 mm, plástico.

048.128 NNC Poste de impresión, para cubeta abierta, H 10.1mm, TAN.

048.134 NNC Poste de impresión, para cubeta cerrada, H 10.9mm, TAN/POM.

048.579 NNC Casquillo de impresión, H 8mm, POM.

048.587 NNC Cilindro de posicionamiento para 048.547, H 10.2mm, POM.

048.588 NNC Cilindro de posicionamiento para 048.548, H 10.2mm, POM.

048.589 NNC Cilindro de posicionamiento para 048.549, H 10.2mm, POM.

048.800 RN Cilindro De Posicionamiento & RN Casquillo De Impresión, H 12mm & H 8mm, POM.

048.801 WN Cilindro De Posicionamiento & WN Casquillo De Impresión, H 12mm & H 8mm, POM.

025.0011 Poste de impresión para cubeta abierta para pilar roscado, al nivel del pilar, Ø 3.5mm, sin encaje, TAN.

025.0012 Poste de impresión para cubeta abierta para pilar roscado, al nivel del pilar, Ø 4.6mm, sin encaje, TAN.

048.092V4 Casquillo de impresión synOcta, una sola pieza, para estructuras conbarra, altura 5.0 mm, plástico.

025.0000 CARES® Cuerpo de referencia mono p. pilar rosc., al nivel del pilar, Ø 3.5mm, PEEK/TAN.

025.0001 CARES® Cuerpo de referencia mono p. pilar rosc., al nivel del pilar, Ø 4.6mm, PEEK/TAN.

025.2901 NC Cuerpo de Escaneo, ø4mm, L 13.3 mm.

025.2901-04 NC Cuerpo de Escaneo ø4mm, L 13.3 mm.


025.2904 NC Espiga de Escaneo.

025.2904-04 NC Espiga de Escaneo.

025.2905 Straumann® NC Cuerpo de referencia, incluye tornillo de fijación, longitud 11,7 mm, polímero.

025.2915 CARES® NC Cuerpo de referencia mono, D 3.5 mm, H 10 mm, PEEK, TAN.

025.4901 RC Cuerpo de Escaneo, ø4mm, L 13.3 mm.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

025.4901-04 RC Cuerpo de Escaneo, \varnothing 4mm, L 13.3 mm.

025.4904 RC Espiga de Escaneo.

025.4904-04 RC Espiga de Escaneo.

025.4905 Straumann® RC Cuerpo de referencia, incluye tornillo de fijación, longitud 13,4 mm, polímero.

025.4915 CARES® RC Cuerpo de referencia mono, D 4.1 mm, H 10 mm, PEEK, TAN.

048.067 Straumann® NN Cuerpo de referencia, incluye tornillo de fijación, longitud 9,2 mm, polímero.

048.068 Straumann® RN Cuerpo de referencia, incluye tornillo de fijación, longitud 8,5 mm, polímero.

048.069 Straumann® WN Cuerpo de referencia, incluye tornillo de fijación, longitud 8,9 mm, polímero.

048.084 NN Cuerpo de Referencia para Sistema Sirona®, \varnothing 3.5 mm, longitud 11.2 mm, polímero.

048.084V4 Elemento de posicionamiento, \varnothing 3.5 mm NN, L 11.2 mm, plástico.

048.085 RN Cuerpo de Referencia para Sistema Sirona®, \varnothing 4.8 mm, longitud 11.7 mm, polímero.

048.085V4 Elemento de posicionamiento, \varnothing 4.8 mm RN, L 11.7 mm, plástico.

048.086 WN Cuerpo de Referencia para Sistema Sirona®, \varnothing 6.5 mm, longitud 11.8 mm, polímero.

048.086V4 Elemento de posicionamiento, \varnothing 6.5 mm WN, L 11.8mm, plástico.

048.167 CARES® NN Cuerpo de referencia mono, D 3.5 mm, H 10 mm, PEEK,
TAN.

048.168 CARES® RN Cuerpo de referencia mono, D 4.8 mm, H 10 mm, PEEK,
TAN.

048.169 CARES® WN Cuerpo de referencia mono, D 6.5 mm, H 10 mm, PEEK,
TAN.

048.173 CARES® NNC Cuerpo de referencia mono, D 3.5 mm, H 10 mm, PEEK,
TAN.

048.085V20 Elemento de posicionamiento, ø4.8 mm RN, L 11.7mm, plástico.

022.2701 NC Pilar para barras, oro, H 10 mm, Ceramicor®.

022.2702 NC Pilar, para barras, Ti.

022.4701 RC Pilar para barras, oro, H 10 mm, Ceramicor®.

022.4702 RC Pilar, para barras, Ti.

040.195 Juego de barras de oro.

040.196 Juego de barras de titanio.

040.197 Juego de barras de plástico.

048.237 RN Pilar para barras, oro.

048.238 RN Pilar para barras, titanio.


048.410 Matriz de oro para anclaje retentivo; H 3.1mm, Ellitor®.

048.426 Bone Graft Pilar Octa, altura 2,1 mm, titanio.

048.430 Bone Graft Cilindro transmucosal, corto, altura 3,0 mm, titanio.

048.431 Bone Graft Cilindro transmucosal, largo, altura 5,0 mm, titanio.

048.432 Bone Graft Anclaje de bola retentivo, altura 3,9 mm, titanio.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

- 048.439 Anclaje de bola retentivo, H 3.4mm, Ti.
- 048.450 Matriz de titanio para anclaje de bola retentivo, altura 3,1 mm.
- 048.455 Anillo de montaje, roscado para matriz de titanio, altura 2,2 mm.
- 048.455V4 Muelle para 048.450, acero inoxid.
- 048.456 Matriz elíptica, D 3.6mm, H 3.2mm, Elitor®/Ti.
- 048.457 Pieza retentiva de laminillas (recambio), H 2.6mm, Elitor®.
- 048.044 Casquillo de cicatrización EO Ø 3.5 mm, Profundidad 3.8 mm, Titanio.
- 048.235 Implante de manipulación magnético EO, Ø 4.6 mm, Altura 18.0 mm, Acero inoxidable, imán.
- 048.236 Implante de oro magnético EO, Ø 4.8 mm, Altura 5.5 mm, HSL.
- 048.525 Pilar conico 15°, corto, Altura sección transcutánea 3.5 mm, Titanio.
- 048.526 Pilar conico 15°, corto, Altura sección transcutánea 5.5 mm, Titanio.
- 010.6000 NC Straumann® CARES® Pilar, juego, TAN.
- 010.6001 RC Straumann® CARES® Pilar, juego, TAN.
- 010.6002 RN Straumann® CARES® Pilar, juego, TAN.
- 010.6003 WN Straumann® CARES® Pilar, juego, TAN
- 022.0000 NC Variobase™, para puente/barra, con tornillo, Ø 4.5 mm, H 3.5 mm, TAN.
- 022.0001 RC Variobase™, para puente/barra, con tornillo, Ø 4.5 mm, H 3.5 mm, TAN.
- 022.0002 NNC Variobase™, para puente/barra, con tornillo, Ø 4.2 mm, H 3.5 mm, TAN.

022.0003 RN Variobase™, para puente/barra, con tornillo, Ø 5.5 mm, H 3.5 mm, TAN.

022.0004 WN Variobase™, para puente/barra, con tornillo, Ø 7 mm, H 4.8 mm, TAN.

022.0019 RN Straumann® Variobase® para CEREC®, TAN.

022.0020 WN Straumann® Variobase® para CEREC®, TAN.

022.0021 NNC Variobase®, para corona, con tornillo, Ø 3.9 mm, H 5.75 mm, TAN.

022.0022 RN Variobase®, para corona, con tornillo, Ø 5.05 mm, H 6 mm, TAN.

022.0023 WN Variobase®, para corona, con tornillo, Ø 7 mm, H 6.5 mm, TAN.

022.0024 RC Straumann® Variobase® para CEREC®, TAN.

022.0025 NC Straumann® Variobase® para CEREC®, TAN.

022.0026 RC Variobase®, para corona, con tornillo, Ø 4.5 mm, H 5.5 mm, TAN.


022.0027 NC Variobase®, para corona, con tornillo, Ø 3.8 mm, H 5.5 mm, TAN.

022.0028 Pieza en bruto de pilar NC prefresado, para soporte Medentika, Ø 11.5, TAN.

022.0029 Pieza en bruto de pilar NC prefresado, para soporte Medentika, Ø 15.8, TAN.

022.0030 Pieza en bruto de pilar RC prefresado, para soporte Medentika, Ø 11.5, TAN.

022.0031 Pieza en bruto de pilar RC prefresado, para soporte Medentika, Ø 15.8, TAN.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

- 022.0034 Pieza en bruto de pilar RN prefresado, para soporte Medentika, Ø 11.5, TAN.
- 022.0035 Pieza en bruto de pilar RN prefresado, para soporte Medentika, Ø 15.8, TAN.
- 022.0036 Pieza en bruto de pilar WN prefresado, para soporte Medentika, Ø 11.5, TAN.
- 022.0037 Pieza en bruto de pilar WN prefresado, para soporte Medentika, Ø 15.8, TAN.
- 022.2102 NC Pilar anatómico, recto, GH 2 mm, Ti.
- 022.2104 NC Pilar anatómico, recto, GH 3.5 mm, Ti.
- 022.2152 NC Pilar anatómico, angulado 15°, GH 2 mm, Ti.
- 022.2154 NC Pilar anatómico, angulado 15°, GH 3.5 mm, Ti.
- 022.2202 NC Pilar Meso, D 6mm, H 13.4 mm, Ti.
- 022.2311 NC Pilar Cementable, D 3.5 mm, GH 1 mm, AH 4 mm, Ti.
- 022.2312 NC Pilar Cementable, D 3.5 mm, GH 2 mm, AH 4 mm, Ti.
- 022.2313 NC Pilar Cementable, D 3.5 mm, GH 3 mm, AH 4 mm, Ti.
- 022.2315 NC Pilar Cementable, D 3.5 mm, GH 1 mm, AH 5.5 mm, Ti.
- 022.2316 NC Pilar Cementable, D 3.5 mm, GH 2 mm, AH 5.5 mm, Ti.
- 022.2317 NC Pilar Cementable, D 3.5 mm, GH 3 mm, AH 5.5 mm, Ti.
- 022.2321 NC Pilar Cementable, D 5 mm, GH 1 mm, AH 4 mm, Ti.
- 022.2322 NC Pilar Cementable, D 5 mm, GH 2 mm, AH 4 mm, Ti.
- 022.2323 NC Pilar Cementable, D 5 mm, GH 3 mm, AH 4 mm, Ti.
- 022.2325 NC Pilar Cementable, D 5 mm, GH 1mm, AH 5.5mm, Ti.

022.2326 NC Pilar Cementable, D 5 mm, GH 2 mm, AH 5.5 mm, Ti.
022.2327 NC Pilar Cementable, D 5 mm, GH 3 mm, AH 5.5mm, Ti.
022.2410 NC Pilar de oro, para corona, H 3.7 mm, Ceramicor®/POM.
022.2620 NC Pilar Straumann® CARES®, Ti.
022.2650 NC Pilar Straumann® CARES®, ZrO2.
022.2651 NC Pilar CARES® Variobase, zircon™/TAN.
022.2653 NC Pilar Variobase con tornillo, D 3.8 mm, H 3.5 mm, TAN.
022.2731 NC Pilar Multi-Base, recto, D 3.5 mm, GH 1 mm, TAN.
022.2732 NC Pilar Multi-Base, recto, D 3.5 mm, GH 2.5 mm, TAN.
022.2734 NC Pilar Multi-Base, recto, D 3.5 mm, GH 4 mm, TAN.
022.2741 NC Pilar Multi-Base, recto, D 4.5 mm, GH 1 mm, TAN.
022.2742 NC Pilar Multi-Base, recto, D 4.5 mm, GH 2.5 mm, TAN.
022.2744 NC Pilar Multi-Base, recto, D 4.5 mm, GH 4 mm, TAN.
022.2745 NC Pilar roscado, TAN, recto 0°, D 3.5 mm, GH 1 mm.
022.2746 NC Pilar roscado, TAN, recto 0°, D 3.5 mm, GH 2.5 mm.
022.2747 NC Pilar roscado, TAN, recto 0°, D 4.6 mm, GH 1 mm.
022.2748 NC Pilar roscado, TAN, recto 0°, D 4.6mm, GH 2.5 mm.
022.2749 NC Pilar roscado, TAN, angulado 17°, D 4.6 mm, GH 2.5 mm, Tipo A.
022.2750 NC Pilar roscado, TAN, angulado 17°, D 4.6 mm, GH 2.5 mm, Tipo B.
022.2751 NC Pilar roscado, TAN, angulado 30°, D 4.6 mm, GH 2.5 mm, Tipo A.
022.2752 NC Pilar roscado, TAN, angulado 30°, D 4.6 mm, GH 2.5 mm, Tipo B.
022.2753 NC Pilar roscado, TAN, recto 0°, D 3.5mm, GH 4mm.
022.2754 NC Pilar roscado, TAN, recto 0°, D 4.6mm, GH 4mm.






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 022.2755 NC Pilar roscado, TAN, angulado 17°, D 4.6mm, GH 4mm, Tipo A.
- 022.2756 NC Pilar roscado, TAN, angulado 17°, D 4.6mm, GH 4mm, Tipo B.
- 022.2757 NC Pilar roscado, TAN, angulado 30°, D 4.6mm, GH 4mm, Tipo A.
- 022.2758 NC Pilar roscado, TAN, angulado 30°, D 4.6mm, GH 4mm, Tipo B.
- 022.2782 NC Pilar Multi-Base, Tipo A, angulado 25°, TAN.
- 022.2786 NC Pilar Multi-Base, Tipo B, angulado 25°, TAN.
- 022.2812 NC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, recto, GH 2mm, MO 0, ZrO2.
- 022.2814 NC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, recto, GH 3.5mm, MO 0, ZrO2.
- 022.2822 NC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, angulado, 15°, GH 2mm, MO 0, ZrO2.
- 022.2824 NC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, angulado, 15°, GH 3.5mm, MO 0, ZrO2.
- 022.2832 NC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, recto, GH 2mm, MO 1, ZrO2.
- 022.2834 NC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, recto, GH 3.5mm, MO 1, ZrO2.
- 022.2842 NC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, angulado, 15°, GH 2mm, MO 1, ZrO2.
- 022.2844 NC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, angulado, 15°, GH 3.5mm, MO 1, ZrO2.
- 022.4102 RC Pilar Anatómico, recto, GH 2mm, Ti.

022.4104 RC Pilar Anatómico, recto, GH 3.5mm, Ti.
022.4152 RC Pilar Anatómico, angulado 15°, GH 2mm, Ti.
022.4154 RC Pilar Anatómico, angulado 15°, GH 3.5mm, Ti.
022.4202 RC Pilar Meso, D 8mm, H 13.4mm, Ti.
022.4209 P004 RC Meso Abutment, cylindrical.
022.4321 RC Pilar Cementable, D 5mm, GH 1mm, AH 4mm, Ti.
022.4322 RC Pilar Cementable, D 5mm, GH 2mm, AH 4mm, Ti.
022.4323 RC Pilar Cementable, D 5mm, GH 3mm, AH 4mm, Ti.
022.4325 RC Pilar Cementable, D 5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, Ti.
022.4326 RC Pilar Cementable, D 5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, Ti.
022.4327 RC Pilar Cementable, D 5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, Ti.
022.4331 RC Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 1mm, AH 4mm, Ti.
022.4332 RC Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 2mm, AH 4mm, Ti.
022.4333 RC Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 3mm, AH 4mm, Ti.
022.4335 RC Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, Ti.
022.4336 RC Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, Ti.
022.4337 RC Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, Ti.
022.4410 RC Pilar de oro, para corona, H 3.8mm, Ceramicor®/POM.
022.4430 RC Pilar de oro, para puente, H 5.2mm, Ceramicor®/POM.
022.4620 RC Pilar Straumann® CARES®, Ti.
022.4650 RC Pilar Straumann® CARES®, ZrO2.
022.4651 RC Pilar CARES® Variobase, zerion™/TAN.
022.4653 RC Pilar Variobase, con tornillo, D 4.5mm, 3.5mm, TAN.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.

- 022.4741 RC Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, GH 1mm, TAN.
- 022.4742 RC Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, GH 2.5mm, TAN.
- 022.4744 RC Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, GH 4mm, TAN.
- 022.4745 RC Pilar roscado, TAN, recto 0°, D 4.6mm, GH 1mm.
- 022.4746 RC Pilar roscado, TAN, recto 0°, D 4.6mm, GH 2.5mm.
- 022.4747 RC Pilar roscado, TAN, angulado 17°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Tipo A.
- 022.4748 RC Pilar roscado, TAN, angulado 17°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Tipo B.
- 022.4749 RC Pilar roscado, TAN, angulado 30°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Tipo A.
- 022.4750 RC Pilar roscado, TAN, angulado 30°, D 4.6mm, GH 2.5mm, Tipo B.
- 022.4751 RC Pilar roscado, TAN, recto 0°, D 4.6mm, GH 4mm.
- 022.4752 RC Pilar roscado, TAN, angulado 17°, D 4.6mm, GH 4mm, Tipo A.
- 022.4753 RC Pilar roscado, TAN, angulado 17°, D 4.6mm, GH 4mm, Tipo B.
- 022.4754 RC Pilar roscado, TAN, angulado 30°, D 4.6mm, GH 4mm, Tipo A.
- 022.4755 RC Pilar roscado, TAN, angulado 30°, D 4.6mm, GH 4mm, Tipo B.
- 022.4761 RC Pilar Multi-Base, recto, D 6.5mm, GH 1mm, TAN.
- 022.4762 RC Pilar Multi-Base, recto, D 6.5mm, GH 2.5mm, TAN.
- 022.4764 RC Pilar Multi-Base, recto, D 6.5mm, GH 4mm, TAN.
- 022.4782 RC Pilar Multi-Base, Tipo A, angulado 25°, TAN.
- 022.4786 RC Pilar Multi-Base, Tipo B, angulado 25°, TAN.
- 022.4812 RC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, recto, GH 2mm, MO 0, ZrO2.
- 022.4814 RC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, recto, GH 3.5mm, MO 0, ZrO2.

022.4822 RC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, angulado, 15°, GH 2mm, MO 0, ZrO2.

022.4824 RC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, angulado, 15°, GH 3.5mm, MO 0, ZrO2.

022.4832 RC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, recto, GH 2mm, MO 1, ZrO2.

022.4834 RC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, recto, GH 3.5mm, MO 1, ZrO2.

022.4842 RC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, angulado, 15°, GH 2mm, MO 1, ZrO2.

022.4844 RC Straumann® Pilar anatómico IPS e.max®, angulado, 15°, GH 3.5mm, MO 1, ZrO2.

025.2921 NC Pilar Variobase, con tornillo, D 3.8mm, H 3.5mm, TAN.

025.4921 RC Pilar Variobase, con tornillo, D 4.5mm, 3.5mm, TAN.



027.2620 NC Juego de pilar Straumann® CARES®, Ti.

027.2650 NC Juego de pilar Straumann® CARES®, ZrO2.

027.4301 NC Cementable All-In-One Set, para corona, D 3.5mm, AH 4mm, GH 1mm.

027.4302 NC Cementable All-In-One Set, para corona, D 3.5mm, AH 4mm, GH 2mm.

027.4303 NC Cementable All-In-One Set, para corona, D 3.5mm, AH 4mm, GH 3mm.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulatorias e Institutos
A.N.M.A.T.*

027.4307 NC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 4mm, GH 1mm.

027.4308 NC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 4mm, GH 2mm.

027.4309 NC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 4mm, GH 3mm.

027.4310 NC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 1mm.

027.4311 NC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 2mm.

027.4312 NC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 3mm.

027.4313 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 4mm, GH 1mm.

027.4314 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 4mm, GH 2mm.

027.4315 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 4mm, GH 3mm.

027.4316 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 1mm.

027.4317 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 2mm.

027.4318 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 5mm, AH 5.5mm, GH 3mm.

027.4319 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 6.5mm, AH 4mm, GH 1mm.

027.4320 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 6.5mm, AH 4mm, GH 2mm.

027.4321 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 6.5mm, AH 4mm, GH 3mm.

027.4322 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 6.5mm, AH 5.5mm, GH 1mm.

027.4323 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 6.5mm, AH 5.5mm, GH 2mm.

027.4324 RC Cementable All-In-One Set, para corona, D 6.5mm, AH 5.5mm, GH 3mm.

027.4620 RC Juego de pilar Straumann® CARES®, Ti.

027.4650 RC Juego de pilar Straumann® CARES®, ZrO₂.

040.677 RN Juego de pilar Straumann® CARES®, ZrO₂.

040.679 NN Juego de pilar Straumann® CARES®, ZrO₂.


040.688 RN Juego de pilar Straumann® CARES®, ZrO₂.

040.689 RN Juego de pilar Straumann® CARES®, Ti.

040.693 NN Juego de pilar Straumann® CARES®, Ti.

040.694 WN Juego de pilar Straumann® CARES®, Ti.

040.740 RN Solid All-In-One Set, amarillo, H 4mm, para corona.







Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 040.741 RN Solid All-In-One Set, gris, H 5.5mm, para corona.
- 040.742 RN Solid All-In-One Set, azul, H 7mm, para corona.
- 040.745 WN Solid All-In-One Set, verde, H 4mm, para corona.
- 040.746 WN Solid All-In-One Set, marrón, H 5.5mm, para corona.
- 040.840 RN Solid All-In-One Set, amarillo, H 4mm, para puente.
- 040.841 RN Solid All-In-One Set, gris, H 5.5mm, para puente.
- 040.842 RN Solid All-In-One Set, azul, H 7mm, para puente.
- 040.845 WN Solid All-In-One Set, verde, H 4mm, para puente.
- 040.846 WN Solid All-In-One Set, marrón, H 5.5mm, para puente.
- 048.240 RN synOcta® Cilindro de fresado, Corona, para synOcta® 1.5, D 6mm, H 8mm, Ti.
- 048.241 RN synOcta® Cilindro de fresado, Puente, para synOcta® 1.5, D 6mm, H 8mm, Ti.
- 048.540 RN Pilar macizo 6°, H 4mm, amarillo, Ti.
- 048.541 RN Pilar macizo 6°, H 5.5mm, gris, Ti.
- 048.542 RN Pilar macizo 6°, H 7mm, azul, Ti.
- 048.545 WN Pilar macizo 6°, H 4mm, verde, Ti.
- 048.546 WN Pilar macizo 6°, H 5.5mm, marrón, Ti.
- 048.547 NNC Pilar macizo, H 4mm, amarillo, Ti.
- 048.548 NNC Pilar macizo, H 5.5mm, gris, Ti.
- 048.549 NNC Pilar macizo, H 7mm, azul, Ti.
- 048.560 RN synOcta® Pilar Meso, para corona, D 8mm, Ti.
- 048.561 WN synOcta® Pilar Meso, para corona, D 10mm, Ti.

- 048.592 NNC Pilar de oro, corona, H 3.6mm, Ceramicor® / TAN / POM.
- 048.593 NNC Pilar de oro, puente, H 3.6mm, Ceramicor® / TAN / POM.
- 048.598 NNC Pilar cementable, recto, para coronas/puentes, H 5.7mm, Ti.
- 048.600 RN synOcta® Pilar , H 2.5mm, Ti.
- 048.601 RN synOcta® 1.5 Pilar para atornillar, H 1.5mm, TAN.
- 048.602 RN synOcta® 1.5 Pilar para atornillar, H 1.5mm, Ti.
- 048.603 WN synOcta® 1.5 Pilar para atornillar, H 1.5mm, TAN.
- 048.605 RN synOcta® Pilar cementable, para coronas/puentes, H 5.5mm, Ti.
- 048.606 WN synOcta® Pilar cementable, H 5.5mm, Ti.
- 048.608 WN synOcta® Pilar angulado, Tipo A, angulado 15°, H 5.5mm, Ti.
- 048.609 WN synOcta® Pilar angulado, Tipo B, angulado 15°, H 5.5mm, Ti.
- 048.610 RN synOcta® Pilar angulado , largo, Tipo A, angulado 15°, H 6.7mm,
Ti.
- 048.611 RN synOcta® Pilar angulado , largo, Tipo B, angulado 15°, H 6.7mm,
Ti.
- 048.612 RN synOcta® Pilar angulado , corto, Tipo A, angulado 15°, H 5.7mm,
Ti.
- 048.613 RN synOcta® Pilar angulado , corto, Tipo B, angulado 15°, H 5.7mm,
Ti
- 048.615 RN synOcta® Pilar angulado, largo, Tipo A, angulado 20°, H 6.7mm, Ti.
- 048.616 RN synOcta® Pilar angulado, largo, Tipo B, angulado 20°, H 6.7mm, Ti.
- 048.617 RN synOcta® Pilar angulado, corto, Tipo A, angulado 20°, H 5.7mm,
Ti.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

048.618 RN synOcta® Pilar angulado, corto, Tipo B, angulado 20°, H 5.7mm, Ti.

048.620 RN synOcta® Pilar transversal (TS), H 4mm, Ti.

048.621 NNC Pilar cementable, angulado 15°, tipo A, H 5.9mm, Ti.

048.622 NNC Pilar cementable, angulado 15°, tipo B, H 5.9mm, Ti.

048.640 RN synOcta® Cilindro de fresado, Puente, para 048.600, D 6mm, H 9.3mm, Ti.

048.641 RN synOcta® Cilindro de fresado, Corona, para 048.600, D 6mm, H 9.3mm, Ti.

048.642 RN synOcta® Pilar de oro, corona, H 14.1mm, Ceramicor®/POM.

048.644 WN synOcta® Pilar de oro, para corona, H 14.1mm, Ceramicor®/POM.

048.679 NN Pilar Straumann® CARES®, ZrO2.

048.688 RN Pilar Straumann® CARES®, ZrO2.

048.689 RN Pilar Straumann® CARES®, Ti.

048.693 NN Pilar Straumann® CARES®, Ti.

048.694 WN Pilar Straumann® CARES®, Ti.

048.703 NNC Pilar CARES® Variobase, zerion™/TAN.

042.700V5 Minitornillo con cabeza en cruz, diámetro 1.5mm, largo 8mm.

042.701V5 Minitornillo con cabeza en cruz, diámetro 1.5mm, largo 10mm.

048.704 RN Pilar CARES® Variobase, zerion™/TAN.

048.705 WN Pilar CARES® Variobase, zerion™/TAN.

048.709 NNC Pilar Variobase, con tornillo, D 3.9mm, H 3.75mm, TAN.

048.710 RN Pilar Variobase, con tornillo, D 5.05mm, H 4mm, TAN.

048.711 WN Pilar Variobase, con tornillo, D 7mm, H 4.5mm, TAN.

048.712 NNC Pilar Variobase, con tornillo, D 3.9mm, H 3.75mm, TAN.

048.713 RN Pilar Variobase, con tornillo, D 5.05mm, H 4mm, TAN.

048.714 WN Pilar Variobase, con tornillo, D 7mm, H 4.5mm, TAN.

010.0017 Casquillo Straumann® CARES® Variobase, zerion™.

023.0000 NC Variobase™ Casquillo, p/ pilar roscado Ø 3.5mm, con tornillo, Ø 4.2mm, H 3.5mm, TAN.

023.0001 NC/RC Variobase™ Casquillo, p/ pilar roscado Ø 4.6mm, con tornillo, Ø 5.1mm, H 3.5mm, TAN.

023.2701 NC Casquillo, p/ puente sobre pilar multi-base, angulado 25°, D 4mm Ceramicor®/POM.

023.2702 NC Casquillo, p/ barra sobre pilar multi-base, angulado 25°, D 4mm Ceramicor®.

023.2706 NC Casquillo p/barra sobre Pilar Multi-Base, angulado 25°, Ti.

023.2731 NC Casquillo p/puente sobre pilar multi-base, recto, D 3.5mm, Ceramicor®/POM.

023.2732 NC Casquillo p/barra sobre pilar multi-base, recto, D 3.5mm, Ceramicor®.

023.2736 NC Casquillo p/barra sobre Pilar Multi-Base, recto, D 3.5mm, Ti.

023.2741 NC Casquillo p/puente sobre pilar multi-base, recto, D 4.5mm, Ceramicor®/POM.

023.2742 NC Casquillo p/barra sobre pilar multi-base, recto, D 4.5mm, Ceramicor®.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

- 023.2746 NC Casquillo p/ barra sobre Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, Ti.
- 023.2747 NC Casquillo para pilar roscado, Ti, Corona, D 3.5mm.
- 023.2749 NC Casquillo para pilar roscado, Ti, Puente, D 3.5mm.
- 023.2750 NC Casquillo para pilar roscado, Ti, Barra, D 3.5mm.
- 023.2751 NC Casquillo para pilar roscado, Corona, Ø 3.5mm, Ceramicor®/POM.
- 023.2752 NC Casquillo para pilar roscado, Puente, Ø 3.5mm, Ceramicor®/POM.
- 023.2753 NC Casquillo para pilar roscado, Barra, Ø 3.5mm, Ceramicor®.
- 023.4701 RC Casquillo,p/ puente sobre pilar multi-base, angulado 25°, D 4mm,
Ceramicor®/POM.
- 023.4702 RC Casquillo, p/ barra sobre pilar multi-base, angulado 25°, D 4mm,
Ceramicor®.
- 023.4706 RC Casquillo p/ barra sobre Pilar Multi-Base, angulado 25°, Ti.
- 023.4741 RC Casquillo,p/ puente sobre pilar multi-base, recto, D 4.5mm,
Ceramicor®/POM.
- 023.4742 RC Casquillo, p/ barra sobre pilar multi-base, recto, D 4.5mm,
Ceramicor®.
- 023.4746 RC Casquillo p/ barra sobre Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, Ti.
- 023.4747 NC/RC Casquillo para pilar roscado, Ti, Corona, D 4.6mm.
- 023.4751 NC/RC Casquillo para pilar roscado, Ti, Puente, D 4.6mm.
- 023.4752 NC/RC Casquillo para pilar roscado, Ti, Barra, D 4.6mm.
- 023.4753 NC/RC Casquillo para pilar roscado, Corona, Ø 4.6mm,
Ceramicor®/POM.

023.4754 NC/RC Casquillo para pilar roscado, Puente, Ø 4.6mm,

Ceramicor®/POM.

023.4755 NC/RC Casquillo para pilar roscado, Barra, Ø 4.6mm, Ceramicor®.

023.4761 RC Casquillo p/puente sobre pilar multi-base, recto, D 6.5mm,

Ceramicor®/POM.

023.4762 RC Casquillo p/barra sobre pilar multi-base, recto, D 6.5mm,

Ceramicor®.

023.4766 RC Casquillo p/barra sobre Pilar Multi-Base, recto, D 6.5mm, Ti.

048.204 RN synOcta® casquillo oro, barra, p/ 048.602, H 5.8mm, Ceramicor®.

048.207 Casquillo de oro para pilar cónico para barras 8°, altura 5,0 mm.

048.214 RN synOcta® Casquillo, para synOcta® 1.5, para barra, H 6mm, Ti.

048.221 Casquillo de titanio para pilar cónico para barras 8°, altura 5,0 mm, Ti.

048.500 NN Estructura en bruto, tallable, H 9mm, Estheticor® Cosmor H.

048.505 NN Estructura, H 9mm, Ti.

048.550 NN estructura de titanio, 15° angulación, altura 8.8 mm, titanio.

048.551 NN estructura de titanio, 20° angulación, altura 8.8 mm, titanio.

048.571 RN synOcta® Cilindro de fresado Meso, para synOcta® 1.5, corona H


10mm, D 8mm, Ti.

048.573 WN synOcta® Cilindro de fresado Meso, para synOcta® 1.5, corona H

10mm, D 10mm, Ti.

048.630 RN synOcta® casquillo de oro, puente, para 048.600, H 5.6mm,

Ceramicor®/POM.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

048.631 RN synOcta® casquillo de oro, corona, para 048.600, H 5.6mm,
Ceramicor®/POM.

048.632 RN synOcta® casquillo de oro, puente, p/ synOcta® 1.5, H 4.25mm,
Ceramicor®/POM.

048.633 RN synOcta® casquillo de oro, corona, p/ 048.602, H 4.25mm,
Ceramicor®/POM.

048.634 RN synOcta® casquillo de oro TS, para 048.620, H 5.4mm,
Ceramicor®.

048.635 NN Casquillo de oro, sobrecolable, H 10mm, Ceramicor®/POM.

048.636 RN synOcta® casquillo de oro, barra, H 5.6mm, Ceramicor®.

048.638 WN synOcta® casquillo de oro, puente, p/ 048.603, H 4.75mm,
Ceramicor®/POM.

048.639 WN synOcta® casquillo de oro, corona, p/ 048.603, H 4.75mm,
Ceramicor®/POM.

048.802 RN Pilar de oro, para puente, H 12.3mm, Ceramicor®/POM/TAN.

048.803 WN Pilar de oro, para puente, H 12.5mm, Ceramicor®/POM/TAN.

048.230 Pieza bruta de titanio Octa TS para corona, con interior de 24 cantos.

042.702V5 Minitornillo con cabeza en cruz, diámetro 1.5mm, largo 12mm.

042.703V5 Minitornillo con cabeza en cruz, diámetro 1.5mm, largo 14mm.

024.0000S RC Pilar de cicatrización, cónico, Ø 4.5mm, H 2mm, Ti.

024.0001S RC Pilar de cicatrización, cónico, Ø 4.5mm, H 4mm, Ti.

024.0002S RC Pilar de cicatrización, cónico, Ø 4.5mm, H 6mm, Ti.

024.0003S RC Pilar de cicatrización, cónico, Ø 6mm, H 2mm, Ti.

024.0004S RC Pilar de cicatrización, cónico, Ø 6mm, H 4mm, Ti.
024.0005S RC Pilar de cicatrización, cónico, Ø 6mm, H 6mm, Ti.
024.2100 NC Tornillo de cierre, H 0mm, Ti.
024.2100-04 NC Tornillo de Cierre, 4 unidades, Altura 0 mm, Ti.
024.2100S NC Casquillo de cierre, Ø 2.8mm, H 0mm, Ti.
024.2100S-04 NC Casquillo de cierre, Ø 2.8mm, H 0mm, Ti.
024.2105 NC Tornillo de cierre, H 0.5mm, Ti.
024.2105-04 NC Tornillo de Cierre, 4 unidades, Altura 0.5 mm, Ti.
024.2105S NC Casquillo de cierre, Ø 3.1mm, H 0.5mm, Ti.
024.2105S-04 NC Casquillo de cierre, Ø 3.1mm, H 0.5mm, Ti.
024.2222 NC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 3.6mm, H 2mm, Ti.
024.2222S NC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 3.6mm, H 2mm, Ti.
024.2224 NC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 3.6mm, H 3.5mm, Ti.
024.2224S NC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 3.6mm, H 3.5mm, Ti.
024.2226 NC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 3.6mm, H 5mm, Ti.
024.2226S NC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 3.6mm, H 5mm, Ti.
024.2234 NC Pilar de cicatrización, forma de botella, D 3.3mm, H3.5mm, Ti.
024.2234S NC Pilar de cicatrización, forma de botella, Ø 3.3mm, H 3.5mm, Ti.
024.2236 NC Pilar de cicatrización, forma de botella, D 3.3mm, H 5mm, Ti.
024.2236S NC Pilar de cicatrización, forma de botella, Ø 3.3mm, H 5mm, Ti.
024.2242 NC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 4.8mm, H 2mm, Ti.
024.2242S NC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 4.8mm, H 2mm, Ti.
024.2244 NC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 4.8mm, H 3.5mm, Ti.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

- 024.2244S NC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 4.8mm, H 3.5mm, Ti.
- 024.2246 NC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 4.8mm, H 5mm, Ti.
- 024.2246S NC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 4.8mm, H 5mm, Ti.
- 024.2270 NC Pilar de cicatrización, personalizable, D 5mm, PEEK.
- 024.2270S NC Pilar de cicatrización, personalizable, Ø 5mm, H 7mm, PEEK.
- 024.4100 RC Tornillo de cierre, H 0mm, Ti.
- 024.4100-04 RC Tornillo de Cierre, 4 unidades, Altura 0 mm, Ti.
- 024.4100S RC Casquillo de cierre, Ø 3.3mm, H 0mm, Ti.
- 024.4100S-04 RC Casquillo de cierre, Ø 3.3mm, H 0mm, Ti.
- 024.4105 RC Tornillo de cierre, H 0.5mm, Ti.
- 024.4105-04 RC Tornillo de Cierre, 4 unidades, Altura 0.5 mm, Ti.
- 024.4105S RC Casquillo de cierre, Ø 3.5mm, H 0.5mm, Ti.
- 024.4105S-04 RC Casquillo de cierre, Ø 3.5mm, H 0.5mm, Ti.
- 024.4222 RC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 4.5mm, H 2mm, Ti.
- 024.4222S RC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 5mm, H 2mm, Ti.
- 024.4224 RC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 4.5mm, H 4mm, Ti.
- 024.4224S RC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 5mm, H 4mm, Ti.
- 024.4226 RC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 4.5mm, H 6mm, Ti.
- 024.4226S RC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 5mm, H 6mm, Ti.
- 024.4234 RC Pilar de cicatrización, forma de botella, D 4.4mm, H 4mm, Ti.
- 024.4234S RC Pilar de cicatrización, forma de botella, Ø 4.4mm, H 4mm, Ti.
- 024.4236 RC Pilar de cicatrización, forma de botella, D 4.7mm, H 6mm, Ti.
- 024.4236S RC Pilar de cicatrización, forma de botella, Ø 4.7mm, H 6mm, Ti.

024.4242 RC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 6mm, H 2mm, Ti.
024.4242S RC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 6.5mm, H 2mm, Ti.
024.4244 RC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 6mm, H 4mm, Ti.
024.4244S RC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 6.5mm H 4mm Ti.
024.4246 RC Pilar de cicatrización, forma cónica, D 6mm, H 6mm, Ti.
024.4246S RC Pilar de cicatrización, cónica, Ø 6.5mm, H 6mm, Ti.
024.4270 RC Pilar de cicatrización, personalizable, D 7mm, PEEK.
024.4270S RC Pilar de cicatrización, personalizable, Ø 7mm, H 7mm PEEK.
040.395 Set de tornillos de cierre NN compuesto por: 2 tornillos de cierre NN,
H1,8mm, hexagonal interior, de titanio y 1 destornillador.
048.028 RN casquillo de cicatrización, con bisel labial, corto, altura 2.0mm
titanio.
048.028S RN Casquillo de cicatrización, bisel labial, Ø 5.5mm, H 2mm, Ti.
048.029 RN casquillo de cicatrización, con bisel labial, larga, altura 3.5 mm
titanio.
048.029S RN Casquillo de cicatrización, bisel labial, Ø 5.5mm, H 3.5mm, Ti.
048.030 WN casquillo de cicatrización, con bisel labial, altura 2,0 mm titanio.
048.030S WN Casquillo de cicatrización, bisel labial, Ø 7.2mm, H 2mm, Ti.
048.033 RN casquillo de cicatrización, altura 2.0 mm, titanio.
048.033S RN Casquillo de cicatrización, Ø 5.5mm, H 2mm, Ti.
048.034 RN casquillo de cicatrización, altura 3.0 mm, titanio.
048.034S RN Casquillo de cicatrización, Ø 5.5mm, H 3mm, Ti.
048.037 RN casquillo de cicatrización, altura 4.5 mm, titanio.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

- 048.037S RN Casquillo de cicatrización, Ø 5.5mm, H 4.5mm, Ti.
- 048.038 WN casquillo de cicatrización, Ø 7.2 mm, altura 2.0 mm, titanio.
- 048.038S WN Casquillo de cicatrización, Ø 7.2mm, H 2mm, Ti.
- 048.039 WN casquillo de cicatrización, Ø 7.2 mm, altura 3.0 mm, titanio.
- 048.039S WN Casquillo de cicatrización, Ø 7.2mm, H 3mm, Ti.
- 048.043 NN casquillo de cicatrización con tornillo oclusal intergrado, Ø 4.0mm altura 3.4 mm, titanio.
- 048.050 NN casquillo de protección con tornillo oclusal intergrado, Ø 4.0 mm altura 3.4 mm, PEEK (plástico).
- 048.053 WN casquillo de cicatrización, altura 4.5 mm, titanio.
- 048.053S WN Casquillo de cicatrización, Ø 7.2mm, H 4.5mm, Ti.
- 048.071 NNC Casquillo de cicatrización, H 3mm, Ti.
- 048.071S NNC Casquillo de cicatrización, Ø 4mm, H 3mm, Ti.
- 048.074 NNC Casquillo de cicatrización, H 4.5mm, Ti.
- 048.074S NNC Casquillo de cicatrización, Ø 4mm, H 4.5mm, Ti.
- 048.082 NNC Casquillo de cicatrización, bisel labial, H 2mm, Ti / TAN.
- 048.082S NNC Casquillo de cicatrización, bisel labial Ø 4mm, H 2mm, Ti/TAN.
- 048.324 NNC Tornillo de cierre, pequeño, Ti.
- 048.324S NNC Casquillo de cierre, Ø 2.6mm, H 0mm, Ti.
- 048.324SV4 NNC Casquillo de cierre, Ø 2.6mm, H 0mm, Ti.
- 048.325 NNC Tornillo de cierre, grande, H 1.5mm, Ti.
- 048.325S NNC Casquillo de cierre, Ø 4mm, H 1.5mm, Ti.
- 048.325SV4 NNC Casquillo de cierre, Ø 4mm, H 1.5mm, Ti.

048.370 SCS Tornillo de posicionado, recortable por 2 mm, longitud 14,0 mm.

048.371 RN tornilla de cierre, pequeño, titanio.

048.371S RN Casquillo de cierre, Ø 3.5mm, H 0mm, Ti.

048.371SV4 RN Casquillo de cierre, Ø 3.5mm, H 0mm, Ti.

048.371V4 RN tornilla de cierre, pequeño, titanio.

048.373 RN tornilla de cierre, grande, altura 1.5 mm, titanio.

048.373S RN Casquillo de cierre, Ø 6mm, H 1.5mm, Ti.

048.373SV4 RN Casquillo de cierre, Ø 6mm, H 1.5mm, Ti.

048.373V4 RN tornilla de cierre, grande, altura 1.5 mm, titanio.

048.374 tornillo de cierre NN, H 1,8mm, hexagonal interior, de titanio.

048.375 WN tornilla de cierre, perqueno, titanio.

048.375S WN Casquillo de cierre, Ø 4.3mm, H 0mm, Ti.

048.324V4 NNC Tornillo de cierre, pequeño, Ti.

048.325V4 NNC Tornillo de cierre, grande, H 1.5mm, Ti.

025.0009 Perno de transferencia y alineación, para pilares roscados, TAN.

048.075 Casquillo, Palatal Implant ø 4.8mm, H 3.5mm, acero.

048.076 Casquillo, Palatal Implant ø 4.8mm, H 5.5mm, acero.

048.079 Casquillo de cicatrización, Palatal Implant ø 4.8mm, H 3.5mm, PEEK.

025.2601-04 NC PLAN Pilar Anatómico, recto, GH 2mm, POM.

025.2602-04 NC PLAN Pilar Anatómico, recto, GH 3.5mm, POM.

025.2603-04 NC PLAN Pilar Anatómico, angulado 15°, GH 2mm, POM.

025.2604-04 NC PLAN Pilar Anatómico, angulado 15°, GH 3.5mm, POM.

025.2610-04 NC PLAN Pilar de Oro para corona, POM.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 025.2611-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 3.5mm, GH 1mm, AH 4mm, POM.
- 025.2612-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 3.5mm, GH 2mm, AH 4mm, POM.
- 025.2613-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 3.5mm, GH 3mm, AH 4mm, POM.
- 025.2615-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 3.5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, POM.
- 025.2616-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 3.5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, POM.
- 025.2617-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 3.5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, POM.
- 025.2621-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 1mm, AH 4mm, POM.
- 025.2622-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 2mm, AH 4mm, POM.
- 025.2623-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 3mm, AH 4mm, POM.
- 025.2625-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, POM.
- 025.2626-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, POM.
- 025.2627-04 NC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, POM.
- 025.2642-04 NC PLAN Pilar LOCATOR®, H 2mm, POM.
- 025.2643-04 NC PLAN Pilar LOCATOR®, H 3mm, POM.
- 025.2644-04 NC PLAN Pilar LOCATOR®, H 4mm, POM.
- 025.2645-04 NC PLAN Pilar LOCATOR®, H 5mm, POM.
- 025.2646-04 NC PLAN Pilar LOCATOR®, H 6mm, POM.
- 025.2648-04 NC Plan pilar roscado, POM, recto 0°, D 3.5mm, GH 2.5mm.
- 025.2650-04 NC Plan pilar roscado, POM, recto 0°, D 4.6mm, GH 2.5mm.
- 025.2651-04 NC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 3.5mm, GH 1mm, POM.
- 025.2652-04 NC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 3.5mm, GH 2.5mm, POM.
- 025.2653-04 NC Plan pilar roscado, POM, angulado 30°, D 4.6mm, GH 2.5mm,

Tipo A.

025.2654-04 NC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 3.5mm, GH 4mm, POM.

025.2655-04 NC Plan pilar roscado, POM, angulado 17°, D 4.6mm, GH 2.5mm,

Tipo A.

025.2656-04 NC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, GH 1mm, POM.

025.2657-04 NC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, GH 2.5mm, POM.

025.2658-04 NC Plan pilar roscado, POM, angulado 17°, D 4.6mm, GH 2.5mm,

Tipo B.

025.2659-04 NC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, GH 4mm, POM.

025.2660-04 NC Plan pilar roscado, POM, angulado 30°, D 4.6mm, GH 2.5mm,

Type B.

025.2662-04 NC PLAN Pilar Multi-Base, Tipo A, angulado 25°, POM.

025.2665-04 NC PLAN Pilar Multi-Base, Tipo B, angulado 25°, POM.

025.4601-04 RC PLAN Pilar Anatómico, recto, GH 2mm, POM.

025.4602-04 RC PLAN Pilar Anatómico, recto, GH 3.5mm, POM.

025.4603-04 RC PLAN Pilar Anatómico, angulado 15°, GH 2mm, POM.

025.4604-04 RC PLAN Pilar Anatómico, angulado 15°, GH 3.5mm, POM.

025.4610-04 RC PLAN Pilar de Oro para corona, POM.

025.4621-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 1mm, AH 4mm, POM.

025.4622-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 2mm, AH 4mm, POM.

025.4623-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 3mm, AH 4mm, POM.

025.4625-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, POM.

025.4626-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, POM.

025.4627-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, POM.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 025.4630-04 RC PLAN Pilar de Oro para puente, POM.
- 025.4631-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 1mm, AH 4mm, POM.
- 025.4632-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 2mm, AH 4mm, POM.
- 025.4633-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 3mm, AH 4mm, POM.
- 025.4635-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 1mm, AH 5.5mm, POM.
- 025.4636-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 2mm, AH 5.5mm, POM.
- 025.4637-04 RC PLAN Pilar Cementable, D 6.5mm, GH 3mm, AH 5.5mm, POM.
- 025.4641-04 RC PLAN Pilar LOCATOR®, H 1mm, POM.
- 025.4642-04 RC PLAN Pilar LOCATOR®, H 2mm, POM.
- 025.4643-04 RC PLAN Pilar LOCATOR®, H 3mm, POM.
- 025.4644-04 RC PLAN Pilar LOCATOR®, H 4mm, POM.
- 025.4645-04 RC PLAN Pilar LOCATOR®, H 5mm, POM.
- 025.4646-04 RC PLAN Pilar LOCATOR®, H 6mm, POM.
- 025.4648-04 RC Plan pilar roscado, POM, recto 0°, D 4.6mm, GH 2.5mm.
- 025.4649-04 RC Plan pilar roscado, POM, angulado 17°, D 4.6mm, GH 2.5mm,
Tipo A.
- 025.4650-04 RC Plan pilar roscado, POM, angulado 17°, D 4.6mm, GH 2.5mm,
Tipo B.
- 025.4651-04 RC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, GH 1mm, POM.
- 025.4652-04 RC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, GH 2.5mm, POM.
- 025.4653-04 RC Plan pilar roscado, POM, angulado 30°, D 4.6mm, GH 2.5mm,
Tipo A.
- 025.4654-04 RC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, GH 4mm, POM.

025.4656-04 RC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 6.5mm, GH 1mm, POM.

025.4657-04 RC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 6.5mm, GH 2.5mm, POM.

025.4659-04 RC PLAN Pilar Multi-Base, recto, D 6.5mm, GH 4mm, POM.

025.4660-04 RC Plan pilar roscado, POM, angulado 30°, D 4.6mm, GH 2.5mm,

Tipo B.

025.4662-04 RC PLAN Pilar Multi-Base, Tipo A, angulado 25°, POM.

025.4665-04 RC PLAN Pilar Multi-Base, Tipo B, angulado 25°, POM.

026.0101 CrossFit PLAN Juego, polímero.

026.0902 Set CrossFit® Plan, POM.

048.073V4 Pin de fijación para estructuras con barra, griego, con 048.601,
longitud 5.0 mm, plástico.

048.275V4 RN PLAN LOCATOR® Pilar , H 1mm, POM.

048.276V4 RN PLAN LOCATOR® Pilar , H 2mm, POM.

048.277V4 RN PLAN LOCATOR® Pilar , H 3mm, POM.

048.278V4 RN PLAN LOCATOR® Pilar , H 4mm, POM.

048.279V4 RN PLAN LOCATOR® Pilar , H 5mm, POM.

048.280V4 RN PLAN LOCATOR® Pilar , H 6mm, POM.

048.283V4 WN PLAN LOCATOR® Pilar , H 1mm, POM.

048.284V4 WN PLAN LOCATOR® Pilar , H 2mm, POM.

048.285V4 WN PLAN LOCATOR® Pilar , H 3mm, POM.

048.286V4 WN PLAN LOCATOR® Pilar , H 4mm, POM.

048.287V4 WN PLAN LOCATOR® Pilar , H 5mm, POM.

048.901 Juego de planificación Protética, plástico.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Población e Institutos
A.N.M.A.T.

048.904 Tissue Level PLAN Juego, 278x124x33 mm, PC.

048.916V4 RN synOcta® Pilar PLAN angulado, corto, Tipo A, angulado 15°, POM.

048.917V4 RN synOcta® Pilar PLAN angulado, corto, Tipo B, angulado 15°, POM.

048.918V4 RN synOcta® Pilar PLAN angulado, corto, Tipo A, angulado 20°, POM.

048.919V4 RN synOcta® Pilar PLAN angulado, corto, Tipo B, angulado 20°, POM.

048.920V4 RN synOcta® Pilar PLAN, POM.

048.921V4 RN synOcta® Pilar PLAN transversal, POM.

048.922V4 RN synOcta® Pilar PLAN angulado, Tipo A, angulado 15°, POM.

048.923V4 RN synOcta® Pilar PLAN angulado, Tipo B, angulado 15°, POM.

048.924V4 RN synOcta® Pilar PLAN angulado, Tipo A, angulado 20°, POM.

048.925V4 RN synOcta® Pilar PLAN angulado, Tipo B, angulado 20°, POM.

048.926V4 RN Pilar macizo PLAN, H 4mm, POM.

048.927V4 RN Pilar macizo PLAN, H 5.5mm, POM.

048.928V4 RN Pilar macizo PLAN, H 7mm, POM.

048.929V4 RN synOcta® 1.5 Pilar PLAN para atornillar, POM.

048.930V4 RN synOcta® Pilar PLAN cementable, POM.

048.931V4 WN synOcta® 1.5 Pilar PLAN para atornillar, POM.

048.932V4 WN synOcta® Pilar PLAN cementable, POM.

048.933V4 WN synOcta® Pilar PLAN angulado, Tipo A, angulado 15°, POM.

048.934V4 WN synOcta® Pilar PLAN angulado, Tipo B, angulado 15°, POM
048.935V4 Casquillo NN PLAN para 048.500/505/635, altura 9.0 mm, plástico.
048.936V4 Casquillo NN PLAN angulado, altura 9.0 mm, 15°, plástico.
048.937V4 Casquillo NN Plan angulado, 20°, plástico.
048.938V4 WN PLAN Pilar macizo 6°, H 4mm, verde, POM.
048.939V4 WN PLAN Pilar macizo 6°, H 5.5mm, marrón, POM.
048.943V4 NNC PLAN Pilar cementable, recto, por corona/puente, H 5.7mm,
POM.
048.944V4 NNC PLAN Pilar cementable, angulado 15°, tipo A, H 5.9mm, POM.
048.945V4 NNC PLAN Pilar cementable 15°, angulado 15°, tipo B, H 5.9mm,
POM.
048.946V4 NNC PLAN Pilar LOCATOR®, H 1mm, POM.
048.947V4 NNC PLAN Pilar LOCATOR®, H 2mm, POM.
048.948V4 NNC PLAN Pilar LOCATOR®, H 3mm, POM.
048.949V4 NNC PLAN Pilar LOCATOR®, H 4mm, POM.
048.950V4 NNC PLAN Pilar LOCATOR®, H 5mm, POM.
048.951V4 NNC PLAN Pilar LOCATOR®, H 6mm, POM.
048.952V4 NNC PLAN Pilar macizo, H 4mm, POM.
048.953V4 NNC PLAN Pilar macizo, H 5.5mm, POM.
048.954V4 NNC PLAN Pilar macizo, H 7mm, POM.
026.0104 CrossFit PLAN Cassette Update.
024.2306-04 NC Casquillo Protector para Pilar Multi-Base, angulado 25°,
PEEK/TAN.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

024.2312-04 NC Casquillo Protector para Pilar Cementable, D 3.5mm, AH 4mm,
PEEK.

024.2316-04 NC Casquillo Protector para Pilar Cementable, D 3.5mm, AH
5.5mm, PEEK.

024.2322-04 NC Casquillo Protector para Pilar Cementable, D 5mm, AH 4mm,
PEEK.

024.2323-04 NC Casquillo protector para pilar roscado, Ø 3.5mm, H 5mm,
PEEK/TAN

024.2324-04 NC Casquillo protector para pilar roscado, Ø 3.5mm, H 6.5mm,
PEEK/TAN.

024.2325-04 NC Casquillo protector para pilar roscado, Ø 3.5mm, H 8mm,
PEEK/TAN.

024.2326-04 NC Casquillo Protector para Pilar Cementable, D 5mm, AH 5.5mm,
PEEK.

024.2331-04 NC Casquillo Protector para Pilar Multi-Base, recto, D 3.5mm,
PEEK/TAN.

024.2341-04 NC Casquillo Protector para Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm,
PEEK/TAN.

024.4306-04 RC Casquillo Protector para Pilar Multi-base, angulado 25°,
PEEK/TAN.

024.4322-04 RC Casquillo Protector para Pilar Cementable, D 5mm, AH 4mm,
PEEK.

024.4323-04 NC/RC Casquillo protector para pilar roscado, Ø 4.6mm, H 5.1mm, PEEK/TAN.

024.4324-04 NC/RC Casquillo protector para pilar roscado, Ø 4.6mm, H 6.6mm, PEEK/TAN.

024.4325-04 NC/RC Casquillo protector para pilar roscado, Ø 4.6mm, H 8.1mm, PEEK/TAN.

024.4326-04 RC Casquillo Protector para Pilar Cementable, D 5mm, AH 5.5mm, PEEK.

024.4332-04 RC Casquillo Protector para Pilar Cementable, D 6.5mm, AH 4mm, PEEK.

024.4336-04 RC Casquillo Protector para Pilar Cementable, D 6.5mm, AH 5.5mm, PEEK.

024.4341-04 RC Casquillo Protector para Pilar Multi-base, recto, D 4.5mm, PEEK/TAN.

024.4361-04 RC Casquillo Protector para Pilar Multi-base, recto, D 6.5mm, PEEK/TAN.

031.320 ND Casquillo de Protección, AH 4,0 mm, PEEK.

031.321 ND Casquillo de Protección, AH 5,5 mm, PEEK.

031.330 RD Casquillo de protección, AH 4mm, PEEK.

031.331 RD Casquillo de protección, AH 5.5mm, PEEK.

048.020 Casquillo de protección Octa, altura 4,0 mm, PEEK.

048.047V4 RN Casquillo protector, para pilar macizo 048.540, H 5.8mm, PEEK.

048.048V4 RN Casquillo protector, para pilar macizo 048.541, H 7.3mm, PEEK.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 048.049V4 RN Casquillo protector, para pilar macizo 048.542, H 8.8mm, PEEK.
- 048.051 WN Casquillo protector, para pilar macizo 048.545, H 6mm, PEEK.
- 048.052 WN Casquillo protector, para pilar macizo 048.546, H 7.5mm, PEEK.
- 048.700 NNC Casquillo de protección p. pilar macizo , para 048.547, H 5.6mm, PEEK.
- 048.701 NNC Casquillo de protección p. pilar macizo , para 048.548, H 7.1mm, PEEK
- 048.702 NNC Casquillo de protección p. pilar macizo , para 048.549, H 8.6mm, PEEK.
- 010.1075 CARES® Tornillo, para RN y WN, aleación de Ti.
- 010.1100 NC/RC Tornillo SRBB Bone Level, 025.2926.
- 010.1103 NC/RC Tornillo Oclusal, TAN, al nivel del pilar SRBB, 023.4763.
- 022.0045 Tornillo base RN/WN Variobase®, TAN.
- 023.4749 NC/RC Tornillo para pilar roscado, TAN, recto 0°, GH 1mm.
- 023.4750 NC/RC Tornillo para pilar roscado, TAN, recto 0°, GH 2.5mm.
- 023.4760 NC/RC Tornillo para pilar roscado, TAN, recto 0°, GH 4mm.
- 023.4763 NC/RC Tornillo, TAN, para casquillo, pilar roscado.
- 025.0002 NC/RC Tornillo, para pilar roscado 17°/30°, TAN.
- 025.0900-04 NC/RC Tornillo Oclusal para casquillo sobre, Pilar Multi-Base, TAN.
- 025.2900 NC Tornillo Base, TAN.
- 025.2906 NC Tornillo Base (sólo cerámica), liga de Ti.
- 025.2908 NC Tornillo Base, sólo para Pilar Cementable, TAN.
- 025.2926 NC/RC Tornillo SRBB Bone Level, TAN.

025.4900 RC Tornillo Base, TAN.

025.4902 RC Tornillo Base, p/ Pilar de Oro, p/ puente, TAN.

025.4906 RC Tornillo Base, sólo para Pilar Cerámico, TAN.

025.4908 RC Tornillo Base, sólo para Pilar Cementable, TAN.

048.313 NNC Tornillo base, L 7.1mm, TAN.

048.314 NNC Tornillo base, para pilar cementable, L 7.1mm, TAN.

048.350 SCS Tornillo transoclusal, longitud 4.4 mm, titanio.

048.350V4 SCS Tornillo transoclusal, longitud 4.4 mm, titanio.

048.353 NN Tornillo oclusal (sólo cerámica), liga de Ti.

048.354 Tornillo oclusal synOcta® para pilar RN synOcta® Custom Abutment dióxido"de circonio (ZrO2); longitud 5 mm, Ti-6Al-7Nb, color.

048.354V4 Tornillo oclusal synOcta® para pilar RN synOcta® Custom Abutment dióxido"de circonio (ZrO2); longitud 5 mm, Ti-6Al-7Nb, color.

048.356 RN synOcta® tornillo oclusal, para 048.642, longitud 6.7mm, titanio.


048.357 "synOcta® tornillo base para 048.560/048.561; longitud 8mm, Ti".

048.360V4 SCS Tornillo de posicionamiento para casquillo OCTA para barra, norecortable, longitud 6,0 mm, titanio.

048.361V4 SCS Tornillo de posicionamiento para casquillo OCTA para barra, recortable por 1,6 mm, longitud 6,0 mm, titanio.

048.362 SCS Tornillo de posicionado para cilindro de fresado, no recortable, longitud 8,0 mm, titanio.

048.362V4 SCS Tornillo de posicionado para cilindro de fresado, no recortable, longitud 8,0 mm, titanio.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

048.363V4 SCS Tornillo de posicionado para cilindro de fresado, recortable por 2mm longitud 8,0 mm, titanio.

048.364V4 SCS Tornillo de posicionado, recortable por 2 mm, longitud 10,0 mm.

048.365V4 SCS Tornillo de posicionado, recortable por 2 mm, longitud 12,0 mm.

048.366V4 SCS Tornillo de posicionado, recortable por 2 mm, longitud 14,0 mm.

048.428 Bone Graft Pilar base con rosca, corto, longitud 6,4 mm, titanio.

048.429 Bone Graft Pilar base con rosca, largo, longitud 8,4 mm, titanio.

049.154 Tornillo transversal para 048.620, D 2 mm, L 3 mm, TAV.

049.177 NN Tornillo oclusal, L 5mm, D 1.8mm, TAN.

049.181 Tornillo oclusal SCS para 049.071, 048.233/234, 048.650/651 longitud 7.6 mm, titanio.

026.0991 Anillos para Caja Quirúrgica, para instrumentos Implante Bone Level, silicona.

040.165 Caja quirúrgica Straumann®.

040.175 Surgical Kit, grande, completa, aluminio, anodizado / acero inoxidable.

040.185 Caja protética para instrumental y piezas auxiliares, completa 224.0 X 115.0 X 20.0 mm, alu, anodizado.

040.550 Caja, para instrumentos para condensación ósea.

040.560 caja, sin instrumentos para elevación parcial del piso del seno max.

040.564 Caja quirúrgica básica Straumann®.

041.022 Caja para instrumental y piezas auxiliares, aluminio, anodizado.

041.032 Caja Straumann para la fijación de injerto óseo.

041.047 Recipiente para tornillos, con tapa, para caja quirúrgica Straumann

040.165, 69,0 x 47,0 x 29,0 mm, plástico.

041.155 Juego de anillos de silicona de recambio para caja quirúrgica Straumann, silicona.

041.211 Bandeja para caja 041.022 completa, aluminio, anodizado.

041.412 Recipiente colector, amarillo, Ø 80,0 mm aluminio, anodizado.

041.440 Cubeta para 041.211, aluminio, anodizado.

041.612 Barra divisoria, grande, para 041.211, aluminio, anodizado.

041.615 Barra divisoria, pequeña, para 041.211, aluminio, anodizado.

026.0102 CrossFit PLAN Caja, vacía polímero.

034.001 Caja, para cirugía guiada.

022.2652 NC Pilar provisional CARES® Variobase, polycon® ae/TAN.

022.4652 RC Pilar provisional CARES® Variobase, polycon® ae/TAN.

024.2370 NC Pilar Provisional, D 5mm, H 12mm, PEEK/TAN.

024.2371 NC Pilar provisional, corona, D 3.5mm, H 11mm, TAN.

024.2372 NC Pilar provisional, D 5mm, H 12mm, VITA CAD-Temp®/TAN.


024.2375 NC Pilar provisional, puente, D 3.5mm, H 11mm, TAN.

024.4370 RC Pilar Provisional, D 7mm, H 12mm, PEEK/TAN.

024.4371 RC Pilar provisional, corona, D 4.5mm, H 11mm, TAN.

024.4372 RC Pilar provisional, D 7mm, H 12mm, VITA CAD-Temp®/TAN.

024.4375 RC Pilar provisional, puente, D 4.5mm, H 11mm, TAN.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

- 048.233 WN synOcta® Perno, p/ restauración provisional, corona, H 9mm, Ti.
- 048.234 WN synOcta® Perno, para restauración prov,, puente, H 9mm, Ti.
- 048.242 WN Pilar provisional, D 10mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®/TAN.
- 048.501 NNC Pilar para restauración provisional, corona, H 10.3mm, TAN.
- 048.502 NNC Pilar para restauración provisional, puente, H 10.3mm, TAN.
- 048.650 RN synOcta® Perno para restauración provisional, para puente, H 9mm, Ti.
- 048.651 RN synOcta® Perno para restauración provisional, para corona, H 9mm, Ti.
- 048.664 RN Pilar provisional, D 7mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®/TAN.
- 048.668 RN synOcta® Pilar Meso provisional, H 10mm, PEEK/TAN.
- 048.699 NNC Pilar provisional, D 5mm, H 10mm, VITA CAD-Temp®/TAN.
- 048.706 NNC Pilar provisional CARES® Variobase, polycon® ae/TAN.
- 048.707 RN Pilar provisional CARES® Variobase, polycon® ae/TAN.
- 048.708 WN Pilar provisional CARES® Variobase, polycon® ae/TAN.
- 048.715 RN synOcta® Pilar para restauración provisional, para corona, H 9mm, Ti.
- 048.716 RN synOcta® Pilar para restauración provisional, para puente, H 9mm, Ti.
- 048.717 WN synOcta® Pilar para restauración provisional, para corona, H 9mm, Ti.
- 048.718 WN synOcta® Pilar para restauración provisional, para puente, H 9mm,

Ti.



010.4117 Casquillo CARES® Variobase, polycon® ae.

024.2307 NC Casquillo Provisional p/ Pilar Multi-Base, angulado 25°, Ti.

024.2332 NC Casquillo Provisional p/ Pilar Multi-Base, recto, D 3.5mm, Ti.

024.2342 NC Casquillo Provisional p/ Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, Ti.

024.2346 NC Casquillo Provisional p/ Pilar Cementable, D 3.5mm, PMMA.

024.2356 NC Casquillo Provisional p/ Pilar Cementable, D 5mm, PMMA.

024.4307 RC Casquillo Provisional p/ Pilar Multi-Base, angulado 25°, Ti.

024.4342 RC Casquillo Provisional p/ Pilar Multi-Base, recto, D 4.5mm, Ti.

024.4356 RC Casquillo Provisional p/ Pilar Cementable, D 5mm, PMMA.

024.4362 RC Casquillo Provisional p/ Pilar Multi-Base, recto, D 6.5mm, Ti.

024.4366 RC Casquillo Provisional p/ Pilar Cementable, D 6.5mm, PMMA.

031.300 ND Casquillo Provisional, para corona, PMMA.

031.301 ND Casquillo Provisional, para puente, PMMA.

031.310 RD Casquillo provisional, para Corona, PMMA.

031.311 RD Casquillo provisional, para Puente, PMMA.

048.654 RN Casquillo provisional para Pilares macizos, puente, H 8.5mm,
PMMA.

048.655 RN Casquillo provisional para pilares macizos, corona, H 8.5mm, PMMA.

048.656 WN Casquillo provisional para Pilares macizos, puente, H 7.3mm,
PMMA.

048.657 WN Casquillo provisional para Pilares macizos, corona, H 7.3mm,
PMMA.

← 1



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

- 048.658 NNC Casquillo provisional para pilar macizo, para corona, H 8.5mm, PMMA.
- 048.659 NNC Casquillo provisional para pilar macizo, para puente, H 8.5mm, PMMA.
- 048.669 NN Casquillo provisional, H 10mm, PEEK/TAN.
- 025.2911-04 NC Auxiliar Transferencia p/ Pilar Cementable, D 3.5mm, PC.
- 025.2912-04 NC Auxiliar Transferencia p/ Pilar Cementable, D 5mm, PC.
- 025.4912-04 RC Auxiliar Transferencia p/ Pilar Cementable, D 5mm, PC.
- 025.4913-04 RC Auxiliar Transferencia p/ Pilar Cementable, D 6.5mm, PC.
- 048.000V4 Ayuda de transferencia para RN synOcta® pilar angulado corto, 15° y 20°, altura 5.5 mm, plástico.
- 048.002V4 RN ayuda de transferencia para synOcta® angulado, 048.610, 048.611, 048.615, 048.616, altura 4.0 mm, plástico.
- 048.003V4 RN ayuda de transferencia para 048.620, altura 5.0 mm, plástico.
- 048.032 WN ayuda de transferencia para synOcta® angulado, 048.608, 048.609 altura 5.0 mm, plástico.
- 048.054V4 WN ayuda de transferencia para synOcta® cementable 048.606 altura 6.5 mm, plástico.
- 048.059V4 RN ayuda de transferencia para synOcta® cementable 048.605 altura 6.5 mm, plástico.

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Período de vida útil: Implantes: 5 (cinco) años. Componentes protéticos, Instrumental y Accesorios: No Aplicable.

Forma/s de presentación: Implantes: Por Unidad. Componentes protéticos,
Instrumental y Accesorios: Por unidad / Por 4 (cuatro) unidades.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del Fabricante: 1) Institut Straumann AG.

2) Straumann Villeret SA.

3) Straumann Manufacturing Incorporated.

4) Biora AB.

Lugar/es de elaboración: 1) Peter Merian-Weg 12, CH-4002 Basilea, Suiza.

2) Les Champs du Clos 2, CH-2613 Villeret, Suiza

3) 60 Minuteman Road, Andover, Massachusetts 01810, Estados Unidos.

4) Medeon Science Park, 205 12 Malmö, Suecia.

Se extiende a MANOHAY ARGENTINA S.A. el Certificado de Autorización e
Inscripción del PM-2246-11, en la Ciudad de Buenos Aires, a
23 AGO 2016, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha
de su emisión.

DISPOSICIÓN N° **9 4 6 7**


Dr. ROBERTO LEBER
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

PM 2246-11 MANOHAY ARGENTINA S.A.- Sistema de Implantes dentales con piezas protésicas, accesorios e Instrumental asociado.
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase III)

9 4 6 7



ANEXO III.B

Proyecto de Rotulo (Implante)

23 AGO 2016

Nombre del fabricante:

- 1) Institut Straumann AG
- 2) Straumann Villeret SA
- 3) Straumann Manufacturing Incorporated
- 4) Biora AB

Dirección:

- 1) Peter Merian-Weg 12, CH-4002 Basilea, Suiza.
- 2) Les Champs du Clos 2, CH-2613 Villeret, Suiza
- 3) 60 Minuteman Road, Andover, Massachusetts 01810, Estados Unidos.
- 4) Medeon Science Park, 205 12 Malmö, Suecia.

Nombre del Importador: MANOHAY ARGENTINA S.A.

Dirección completa: República de la India N° 2867, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 2150 6544

E-mail: pablo.gismondi@manohay.com

Nombre Genérico: Sistema de Implantes dentales con piezas protésicas, accesorios e Instrumental asociado.

Marca: Straumann®

Modelo: xxx

Estéril

Lote:xxx

Fecha de fabricación:xxx

Fecha de vencimiento:xxx

Producto médico de un solo uso.

Todos los implantes deberán ser almacenados en local limpio, seco, protegidos de la luz solar y extremos de temperatura.

Método de Esterilización: Radiación Gamma


Directora Técnica: Dra. Romina Andrea Martín, Farmacéutica – MN 15.522

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 2246-11

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Aporoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Aporoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522



PM 2246-11 MANOHAY ARGENTINA S.A.- Sistema de Implantes dentales con piezas protésicas, accesorios e Instrumental asociado.
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase III)

9 4 6 7



Proyecto de Rotulo (Accesorio / Instrumental)

Nombre del fabricante:

- 1) Institut Straumann AG
- 2) Straumann Villeret SA
- 3) Straumann Manufacturing Incorporated
- 4) Biora AB

Dirección:

- 1) Peter Merian-Weg 12, CH-4002 Basilea, Suiza.
- 2) Les Champs du Clos 2, CH-2613 Villeret, Suiza
- 3) 60 Minuteman Road, Andover, Massachusetts 01810, Estados Unidos.
- 4) Medeon Science Park, 205 12 Malmö, Suecia.

Nombre del Importador: MANOHAY ARGENTINA S.A.

Dirección completa: República de la India N° 2867, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 2150 6544

E-mail: pablo.gismondi@manohay.com

Nombre Genérico: Sistema de Implantes dentales con piezas protésicas, accesorios e Instrumental asociado.

Marca: Straumann®

Modelo: xxx

Lote:xxx

Todos los implantes deberán ser almacenados en local limpio, seco, protegidos de la luz solar y extremos de temperatura.

Debe ESTERILIZARSE ANTES de USAR


Método de Esterilización: Vapor saturado seco

Directora Técnica: Dra. Romina Andrea Martin, Farmacéutica – MN 15.522

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 2246-11

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522



PM 2246-11 MANOHAY ARGENTINA S.A.- Sistema de Implantes dentales con piezas protésicas, accesorios e Instrumental asociado.
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase III)

9 4 6 7



PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

Nombre del fabricante:

- 1) Institut Straumann AG
- 2) Straumann Villeret SA
- 3) Straumann Manufacturing Incorporated
- 4) Biora AB

Dirección:

- 1) Peter Merian-Weg 12, CH-4002 Basilea, Suiza.
- 2) Les Champs du Clos 2, CH-2613 Villeret, Suiza
- 3) 60 Minuteman Road, Andover, Massachusetts 01810, Estados Unidos.
- 4) Medeon Science Park, 205 12 Malmö, Suecia.

Nombre del Importador: MANOHAY ARGENTINA S.A.

Dirección completa: República de la India N° 2867, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 2150 6544

E-mail: pablo.gismondi@manohay.com

Nombre Genérico: Sistema de Implantes dentales con piezas protésicas, accesorios e Instrumental asociado.

Marca: Straumann®

Modelo: xxx

Implantes

Estéril

Lote:xxx

Fecha de fabricación:xxx

Fecha de vencimiento:xxx

Producto médico de un solo uso.

Todos los implantes deberán ser almacenados en local limpio, seco, protegidos de la luz solar y extremos de temperatura.

Método de Esterilización: Radiación Gamma

Instrumental

Lote:xxx

Fecha de fabricación:xxx

Debe ESTERILIZARSE ANTES de USAR

Método de Esterilización: Vapor saturado seco

Directora Técnica: Dra. Romina Andrea Martín, Farmacéutica – MN 15.522

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 2246-11

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522



9 4 6 7

INDICACIONES

Los Implantes Dentales Straumann son ideales para el tratamiento de implantes orales endoóseos para los maxilares superior e inferior y para la rehabilitación oral estética de pacientes edéntulos y parcialmente dentados (excepto en casos de indicaciones y limitaciones específicas, como explicado a seguir). Los Implantes Dentales Straumann también pueden ser utilizados para el implante temprano o inmediato después de la extracción o pérdida del diente natural. Los implantes pueden ser colocados con función inmediata en uno o varios dientes cuando es obtenida una buena estabilidad primaria y hay una carga oclusal adecuada, para restaurar la función de masticación. Las restauraciones protésicas usadas son coronas simples, puentes y dentaduras fijas parciales o completas, conectadas a los implantes utilizando los componentes correspondientes.

PURE CERAMIC Indicaciones

Los Instrumentos Straumann® son usados para planear, preparar y realizar procedimientos quirúrgicos para la colocación, el mantenimiento y la extracción de Implantes Dentales Straumann®. La Llave Ósea es indicada sólo para uso con huesos de Clase 1.

Los instrumentos del Conjunto de Herramientas Straumann® son utilizados para la restauración de los Implantes Dentales Straumann® de varios tipos y con diferentes plataformas en caso de componentes protésicos atorados o dañados.

El Dispositivo de Explantación Straumann® de 48 horas para el Sistema de Implantes Dentales Straumann® puede ser usado sólo en la implantación de implantes Straumann® sin osteointegración.

TiBrush es un instrumento de desbridación para implantes dentales de titanio que sufren de periimplantitis. Es indicado para el uso abierto en superficies implantares de titanio con defectos óseos provocados por periimplantitis.

LAS INDICACIONES PARA LOS PILARES Y COFIAS

Los componentes protésicos conectados directa o indirectamente al implante dental endoóseo son destinados al uso como auxiliares en rehabilitaciones protésicas. Los pilares pueden ser colocados en oclusiones cuando el implante esté completamente osteointegrado.


Tipo de Pilar / Cofia	Indicaciones			Duración del uso
	Corona	Puente	Dentaduras	
Pilar IPS y Anatómico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ilimitado
Pilar Multi Base		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ilimitado
Pilar Atornillado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ilimitado

Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Romina Andrea Martín
ROMINA ANDREA MARTÍN
FARMACEUTICA
M.N. N° 16.522

[Handwritten mark]



	Indicaciones			Duración del uso
Pilar Cementado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ilimitado
Pilar Sólido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ilimitado
Pilar SynOcta®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ilimitado
Pilar SynOcta® de 1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ilimitado
Pilar Variobase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ilimitado
Pilar Meso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ilimitado
Pilar Gold, corona	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ilimitado
Pilar Gold, puente		<input type="checkbox"/>		ilimitado
Cofia NN				ilimitado
Cofia de Titanio (consulte las indicaciones anteriores para multibase, atornillado y SynOcta)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ilimitado
Cofia Gold, puente		<input type="checkbox"/>		ilimitado
Cofia Gold, barra			<input type="checkbox"/>	ilimitado
Cilindro Fresador SynOcta®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		ilimitado
Pilar para Barra, Ti y Gold			<input type="checkbox"/>	ilimitado

INDICACIONES PARA LOS COMPONENTES TEMPORALES STRAUMANN

Componentes Cicatrizadores

Los Pilares Cicatrizadores, Tornillos de Cierre y Casquillos Cicatrizadores están destinados al uso con el Sistema de Implantes Dentales Straumann para proteger la configuración interna del implante y mantener, estabilizar y moldear el tejido blando durante el proceso de cicatrización.

Pilares Temporales

Los Pilares Temporales pueden ser usados antes de la inserción de los componentes finales para mantener, estabilizar y moldear el tejido blando durante la fase de cicatrización; no deben ser colocados en la oclusión.


Postes para Restauración Temporal


Los Postes Temporales están destinados a ser colocados en los implantes dentales para ofrecer soporte a las reconstrucciones protésicas como coronas, puentes y dentaduras. Los postes temporales son indicados para uso temporal durante hasta 180 días.


Cofias Temporales

Las Cofias Temporales son destinadas al uso en el auxilio de rehabilitaciones protésicas. Pueden ser usadas antes de la inserción de los componentes finales para mantener, estabilizar y moldear el tejido blando durante la fase de cicatrización. Las Cofias Temporales son indicadas para uso temporal durante hasta 180 días.

Casquillos de Protección


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismonte
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





Los Casquillos de Protección Straumann son usados como auxilio en rehabilitaciones protésicas.


Tipo de Pilar / Cofia Temporal	Indicaciones			Duración del uso
	Corona	Puente	Dentaduras	
Pilar Temporal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		180 días
Poste para restauración temporal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		180 días
Cofia Temporal, Ti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		180 días
Cofia Temporal, PMMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		180 días

INDICACIONES AUXILIARES DENTALES

Los auxiliares dentales Straumann® son indicados para su uso en la planificación, colocación y mantenimiento de los implantes del Sistema de Implantes Dentales Straumann®.

Implantes Dentales Straumann

El portfolio de Implantes Dentales Straumann® cubre una amplia gama de productos (diseño, diámetro, largo, superficie y material), dependiendo de las indicaciones.



- S Implante Straumann® Standard
- SP Implante Straumann® Standard Plus
- NNC Implante Straumann® Narrow Neck CrossFit®
- 4SI Implante Corbo Straumann® de 4 mm
- TE Implante Straumann® Tapered Effect
- BL Implante Straumann® Bone Level

La figura anterior describe los Implantes Straumann SLA y SLActive (incluyendo los implantes guiados). El Implante Narrow Neck CrossFit® (NNC) sólo está disponible en material Roxolid.

Los implantes Straumann® Standard (S) poseen una sección de cuello de 8 m y son especialmente ideales para procedimientos clásicos de etapa única donde el implante

[Signature]
Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

[Signature]
Pablo Gismonti.
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

[Signature]
DOMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.527

[Signature]



es colocado en el nivel de los tejidos blandos y no es recubierto con tejidos durante la fase de cicatrización.

El Implante Standard utiliza la conexión Straumann SynOcta en conjunto con los componentes protésicos correspondientes del portfollio SynOcta y de los Pilares Sólidos Straumann. El paso de rosca de los Implantes Standard mide 1 mm para los implantes de Ø3.3 mm, y 1.25 mm para los otros diámetros. Está disponible en las versiones a seguir:

Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level		Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X	Guiado	X	No guiado	X
Titanio	X	Roxidid	X	Titanio	X	Roxidid	X

Los implantes Straumann® Standard Plus (SP) poseen una pequeña sección del cuello de 1.8 mm que permite la colocación de implantes coronarios apicales en combinación con la cicatrización transgingival o subgingival. Eso ofrece al cirujano dental opciones adicionales particularmente útiles en la región anterior de dientes en el maxilar, que posee gran cantidad de demanda para correcciones estéticas. Similar a los Implantes Estándar Straumann®, el tipo de implante es usado en combinación con el portfollio Straumann SynOcta y los Pilares Sólidos Straumann. El paso de rosca de los Implantes SP mide 1 mm para los implantes de Ø3.3 mm, y 1.25 mm para los otros diámetros. Está disponible en las versiones a seguir:

Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level		Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X	Guiado	X	No guiado	X
Titanio	X	Roxidid	X	Titanio	X	Roxidid	X

Los implantes Straumann® Standard Plus Narrow Neck (NN) pueden ser utilizados como alternativa para espacios interdentes. Son extremadamente flexibles para indicaciones con demandas de restauración estética. El implante con diseño en una pieza posee conexión externa con un diámetro lateral de 3.5 mm, un diámetro endoóseo de Ø 3.3 mm, y una sección de cuello de 1.8 mm. Los implantes NN utilizan sus propios componentes protésicos NN. El implante posee un paso de rosca de 1 mm. Está disponible en las versiones a seguir:

Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level		Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X	Guiado		No guiado	X
Titanio	X	Roxidid		Titanio	X	Roxidid	

El implante Straumann® Standard Plus Narrow Neck CrossFit® (NNC) es un implante de diámetro pequeño con plataforma protésica estrecha. Con una conexión interna, opciones¹ protésicas avanzadas pueden ser ofrecidas como mejores soluciones para tratamientos en los maxilares superior e inferior cuando el espacio es limitado. El Implante NNC es un Implante SP Soft Tissue Level con Cuello mecanizado de 1.8 mm de altura y conexión interna CrossFit®. El cuerpo del implante y el diseño de la rosca son iguales a los del Implante Straumann 3.3 mm Bone Level NC.

Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522

Handwritten initials.



El Implante NNC está disponible con largos de 8 mm, 10 mm, 12 mm y 14 mm y en material Roxolid® sólo con superficie SLActive®.

Los Implantes NNC son usados en conjunto con los componentes protésicos estrechos NNC.

Está disponible en las versiones a seguir:

Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level		Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X	Guiado		No guiado	X
Titanio		Roxolid	X	Titanio		Roxolid	X

Los Implantes Straumann® Tapered Effect (TE) poseen diseño anatómico especial, que combina el formato cilíndrico de la región apical con un formato cónico en la región coronaria, tornando ese implante especialmente ideal para la colocación temprana o inmediata después de la extracción o pérdida del diente natural. Con la sección de cuello de 1.8 mm, la cicatrización puede ocurrir de forma transgingival o subgingival. Los implantes TE poseen conexión Straumann® SynOcta. Por lo tanto, los componentes protésicos del portfolio Straumann® SynOcta y los Pilares Sólidos Straumann® pueden ser usados. El paso de rosca de 0.8 mm ofrece una buena estabilidad primaria. Está disponible en las versiones a seguir:

Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level		Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X	Guiado	X	No guiado	X
Titanio	X	Roxolid	X	Titanio	X	Roxolid	X


Los Implantes Straumann® Bone Level (BL) son ideales para tratamientos en nivel óseo con cicatrización transgingival o subgingival. La superficie áspera del implante se extiende hasta la punta del implante, y la conexión apunta hacia adentro. El Implante Bone Level posee una conexión cónica cilíndrica, la conexión CrossFit, en conjunto con los componentes protésicos CrossFit del portfolio de productos Bone Level. Un contorno externo cilíndrico y un paso de rosca de 0.8 mm que comienza en la parte coronaria del implante ofrecen una buena estabilidad primaria. Está disponible en las versiones a seguir:


Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level		Bone Level	X	Tissue Level		Bone Level	X
Guiado		No guiado	X	Guiado	X	No guiado	X
Titanio	X	Roxolid	X	Titanio	X	Roxolid	X


PRINCIPIOS OPERACIONALES O MODO DE ACCIÓN

Los Implantes Dentales Straumann funcionan como reemplazo de la raíz de un diente perdido para colocar la superestructura por encima y restaurar la función de masticación.

Los Implantes Dentales Straumann poseen una superficie áspera que es colocada en el hueso y realizará la osteointegración durante el proceso de cicatrización. Los


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismond
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


JIMENA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 16.622



9467



componentes protésicos serán conectados al implante y serán la base para la fijación de prótesis (coronas simples, puentes o dentaduras).

CONFIGURACIONES DEL DISPOSITIVO

Las diferentes líneas de implantes SLA y SLActive poseen diferentes tipos de conexión a los accesorios (ej. pilares, cofias, puentes y cicatrizadores). Los tipos de conexión son descritos a seguir:

Conexiones SynOcta (Para Implantes Tissue Level, excepto NN y NNC)

Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level		Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X	Guiado	X	No guiado	X
Titanio	X	Roxolid	X	Titanio	X	Roxolid	X



Conexión SynOcta

Beneficios:

- La conexión SynOcta permite posicionar el componente protésico en ocho posiciones diferentes, ofreciendo una gran flexibilidad. La conexión interna cónica asegura la estabilidad, y está diseñada para minimizar el microespacio.

Conexión Narrow Neck (NN - Cuello Estrecho) sólo para Implantes Standard Plus

Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level		Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X	Guiado		No guiado	X
Titanio	X	Roxolid		Titanio	X	Roxolid	



Conexión NN

Beneficios:

Hernán Kina
 Manohay Argentina S.A.
 Apoderado

Pablo Gismondi
 Manohay Argentina S.A.
 Apoderado

ROMINA ANDREA MARTIN
 FARMACEUTICA
 M.N. N° 15.527

PM 2246-11 MANOHAY ARGENTINA S.A.- Sistema de Implantes dentales con piezas protésicas, accesorios e Instrumental asociado.
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase III)

9467



- La conexión NN permite posicionar el componente protésico en ocho posiciones diferentes, ofreciendo una gran flexibilidad.

Conexión Narrow Neck CrossFit (NNC - Cuello Estrecho CrossFit)

Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X
Titanio		Roxolid	X



Conexión NNC

Beneficios:

- asegura la precisión contra rotaciones en encastrés ortogonales entre el implante y la conexión.
- la conexión protésica es intuitiva, autoguiada y de fácil agarre
- la Conexión CrossFit™ ofrece una inserción limpia con 4 ranuras guía y la conexión cónica acentuada.
- ofrece flexibilidad protésica, con estabilidad mecánica a largo plazo proveída por la conexión cónica.

Conexiones Bone Level CrossFit


Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level		Bone Level	X	Tissue Level		Bone Level	X
Guiado		No guiado	X	Guiado	X	No guiado	X
Titanio	X	Roxolid	X	Titanio	X	Roxolid	X

[Signature]
Hernan Kina
Manohay Argentina S.A. Apoderado

[Signature]
Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A. Apoderado

[Signature]
ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522

[Signature]




Conexiones Cross Fit

ELEMENTOS FUNCIONALES CLAVE

Componentes del Dispositivo

Los Implantes Straumann® SLA y SLActive son comercializados con un transferidor armado previamente, para simplificar el manejo durante la inserción del implante. Todos los Implantes Straumann® pueden ser instalados utilizando una herramienta de inserción.



Las figuras anteriores exhiben muestras de los transferidores Straumann (derecha: Loxim)

Los componentes del dispositivo incluyen un sistema de transferencia para implantes SLA, implantes SLActive no guiados (transferidor normal para NN, RN, WN, NC, RC), implantes SLActive Roxolid no guiados (transferidor bipartido Loxim) y un sistema de transferencia exclusivo para los implantes SLActive Guiados (Roxolid y Titanium). Estos componentes son utilizados para la transferencia del implante del embalaje esterilizado al paciente, y después son utilizados para aplicar el torque necesario para el implante. Cuando el implante es colocado en su lugar, el transferidor es retirado. Estos

[Signature]
Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

[Signature]
Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

[Signature]
ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACELUTICA
M.N. N° 15.522

[Signature]

PM 2246-11 MANOHAY ARGENTINA S.A.- Sistema de Implantes dentales con piezas protésicas, accesorios e Instrumental asociado.
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase III)



componentes son proyectados para uso único y temporario en el momento de instalación del implante.

USO PRETENDIDO

Los Implantes Dentales Straumann son ideales para el tratamiento de implantes orales endoóseos para los maxilares superior e inferior y para la rehabilitación oral estética de pacientes edéntulos y parcialmente dentados. Los Implantes Dentales Straumann también pueden ser utilizados para el implante temprano o inmediato después de la extracción o pérdida del diente natural. Los implantes pueden ser colocados con función inmediata en uno o varios dientes cuando es obtenida una buena estabilidad primaria y hay una carga oclusal adecuada, para restaurar la función de masticación. Las restauraciones protésicas usadas son coronas simples, puentes y dentaduras fijas parciales o completas, conectadas a los implantes utilizando los componentes correspondientes.

Los implantes guiados (implantes con transferidores guiados) darán la posibilidad al cliente de colocar un implante de modo guiado utilizando un modelo quirúrgico.

Indicaciones Específicas

Los implantes Standard/Standard Plus NN de Ø 3.3 mm deben ser usados exclusivamente para:

Reemplazo de diente en los incisivos laterales del maxilar

Reemplazo de diente en los incisivos laterales y centrales del maxilar


Los implantes Standard/Standard Plus de Ø 3.3 mm deben ser usados sólo en casos con las indicaciones a seguir: Mandíbulas parcialmente dentadas: con construcciones fijas de implantes


CONTRAINDICACIONES

Volumen o calidad ósea inadecuados, residuos restantes de la raíz, problemas médicos internos graves, desórdenes de hemorragia descontrolada, capacidad de cicatrización inadecuada, crecimiento maxilar y mandibular incompletos, estado de salud considerado inadecuado, paciente desmotivado o relictante a cooperar, abuso de alcohol o drogas, sicosis, desórdenes funcionales resistentes a terapias de larga duración, xerostomía, sistema inmunológico debilitado, enfermedades que exigen el uso continuo de esteroides, desórdenes endócrinos incontrolables. Alergias o hipersensibilidad a los ingredientes químicos de los materiales usados: Titanio (Grado 4), liga de Titanio-Zirconio.

ADVERTENCIAS

- Los productos deben ser protegidos contra aspiración cuando manejados de modo intraoral. La aspiración de productos puede provocar infecciones o heridas imprevisibles.
- Evite aproximarse de los alrededores del canal del nervio mandibular durante la preparación de la base del implante y la colocación del implante. El daño de los nervios puede resultar en anestesia, parestesia y disestesia.


Herman Kira
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





9 4 6 7

CUIDADOS/PRECAUCIONES

- siempre seleccione el implante con mayor diámetro que pueda ser soportado por el hueso con espesor disponible, calidad ósea, espacio interdental y fuerzas de masticación previstas. Tome mucho cuidado para asegurarse de un alineado dental correcto cuando haya expectativas de cargas considerablemente altas. No se recomienda el uso de implantes de diámetro pequeño para la región posterior.
- Un examen cuidadoso clínico y radiológico del paciente debe ser realizado antes de la cirugía, para determinar el estado físico y psicológico del paciente. Debe ser dada especial atención a pacientes con factores sistémicos o locales que puedan interferir con el proceso de cicatrización ósea o de los tejidos blandos, o que puedan afectar el proceso de osteointegración (ej. disturbios del metabolismo óseo, hueso previamente irradiado en el área craneal o cervical, diabetes mellitus, condiciones anticoagulantes óseas, abuso del tabaco, enfermedades periodontales no tratadas, infección aguda en el local del implante, desórdenes de juntas temporomandibulares, enfermedades patológicas tratables del maxilar y cambios en la mucosa oral, embarazo, higiene dental inadecuada).
- Es esencial el Manejo Esterilizado. Nunca utilice componentes potencialmente contaminados. La contaminación puede provocar infecciones.
- Los implantes deben ser almacenados en local seco en el embalaje original, protegidos de la luz solar directa y mantenidos en temperatura ambiente. El almacenamiento inadecuado puede comprometer materiales esenciales y características de diseño, provocando la falla.
- No re esterilice los implantes dentales Straumann®. La limpieza, desinfección y esterilización pueden comprometer materiales esenciales y características de diseño, provocando la falla.
- No reutilice implantes dentales Straumann®. La reutilización de dispositivos de uso único crea un riesgo potencial de infección para el paciente o el usuario.
- Evite correcciones de la posición vertical utilizando rotaciones en reversa (contrarreloj). Eso puede provocar la soltura del transferidor atornillado y provocar una reducción de la estabilidad primaria.
- Para Cirugías Guiadas, asegúrese de usar la llave de tope con el lado plano apuntando hacia el buje, de otro modo el implante no podrá ser colocado en la profundidad deseada.
- Los implantes dentales Straumann® no fueron evaluados para seguridad y compatibilidad en ambientes de Resonancia Magnética. Los implantes dentales Straumann® no fueron evaluados en relación a calentamiento o migración en ambientes de Resonancia Magnética.

VALIDACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN

Los Implantes Dentales Straumann® son comercializados estériles. El sistema de barrera esterilizada intacto protege al implante esterilizado de influencias externas y, cuando es almacenado correctamente, garantiza la esterilidad hasta la fecha de vencimiento.

Este implante no debe ser utilizado después de su fecha de vencimiento. Los implantes deben ser almacenados en el embalaje original en local seco, protegidos de la luz solar directa y mantenidos en temperatura ambiente. Durante la retirada del implante del embalaje esterilizado, debe ser utilizada una técnica aséptica adecuada.

El embalaje esterilizado debe ser abierto sólo inmediatamente antes de la operación. Antes de colocar el implante, verifique si el embalaje esterilizado está intacto. Si el


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





embalaje esterilizado está dañado, el implante puede haber perdido su esterilidad. Esas informaciones también son mencionadas en las instrucciones para uso.

PURE CERAMIC

Monotipo de Implantes Straumann Ceramic

El portfolio de Implantes Dentales Straumann® cubre una amplia gama de productos (diseño, diámetro, largo, superficie y material), dependiendo de las indicaciones.

El Implante Straumann® PURE Ceramic (Monotipo) es formado por un implante y un pilar fabricados en cerámica con dióxido de zirconio. El nuevo implante es un diseño de monotipo con base en características de los Implantes Straumann® Soft Tissue Level Standard Plus y Straumann® Bone Level. Todos los Implantes Straumann® PURE Ceramic pueden ser colocados en el Estuche de Implantes Quirúrgicos existente de Straumann® utilizando un procedimiento quirúrgico extremadamente similar al protocolo quirúrgico Bone Level.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado para tratamientos con sistemas de implantes no fabricados por Straumann®. Contraindicado en los casos en los que el tratamiento con implantes Straumann es contraindicado. Contraindicado en los casos con alergias conocidas a materiales utilizados. El uso no apropiado de los Instrumentos Straumann® puede resultar en serios daños al paciente.

ADVERTENCIAS

Las descripciones dadas a seguir no son suficientes para permitir el uso inmediato de los instrumentos del Sistema de Implantes Dentales Straumann®. Los Instrumentos Straumann® solamente deben ser utilizados por especialistas dentales capacitados en el uso del Sistema de Implantes Dentales Straumann®.

Los Instrumentos Straumann® que no están fijados de forma segura a una pieza de mano dental, deben protegerse contra aspiración cuando se utilizan de forma intraoral. El cable fijador, el dique de goma o la gasa pueden ser usados con ese objetivo. No utilice instrumentos dañados o desafilados. Siempre inspeccione los instrumentos antes de usar. Nunca limpie instrumentos y estuches de esterilización con pinceles metálicos o lanas de acero. Todos los instrumentos, incluyendo estuches de esterilización, no deben ser expuestos a temperaturas superiores a 134°C (273°F). No está permitido el uso de esterilización por rayos. No esterilice con métodos que usen aire caliente, radiación, plasma, formaldehído u óxido de etileno.

CUIDADOS/PRECAUCIONES

Asegurar un manejo esterilizado. Nunca utilice componentes potencialmente contaminados. Utilizar solamente dispositivos reprocesados adecuadamente.

Los productos deben ser protegidos contra aspiración cuando se utilizan de forma intraoral.

- **El Sistema de Implantes Dentales Straumann**

Hernán Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

OMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 18.522

3 4 6 7



El Sistema de Implantes Dentales Straumann es un sistema integrado de implantes dentales endóseos proyectado para ser colocado quirúrgicamente en el hueso de la arcada dental superior o inferior para ofrecer soporte a dispositivos protésicos, coronas, puentes o dentaduras, para pacientes parcial o completamente edéntulos, buscando restaurar la masticación del paciente. El sistema está formado por varios implantes dentales, conexiones, cicatrizadores, tornillos de cierre y piezas e instrumentos protésicos y quirúrgicos.

Pilares y Cofias Straumann

La línea de prótesis Straumann® está formada por pilares y cofias usados para la restauración de implantes dentales Straumann® de diferentes tipos, diámetros endóseos, largos y plataformas. Están disponibles en varios formatos y tamaños para adecuarse a las necesidades de cada paciente.

Los pilares de implantes dentales pueden ser atornillados o cementados en la boca del paciente a implantes dentales ya colocados para dar soporte durante la rehabilitación protésica (ej. coronas, puentes o barras). El pilar absorbe las fuerzas resultantes de la masticación y mordida, y transporta esas fuerzas al implante dental. Un pilar es denominado "cementado" si otras partes protésicas (terciarias) como cofias, coronas o puentes son fijadas en el pilar utilizando cemento dental. Un pilar es denominado "atornillado" si otras partes protésicas (terciarias) como cofias, coronas o puentes son fijadas en el pilar utilizando tornillos.

Los tornillos basales son usados para fijar los Pilares Straumann® al implante dental.

Las cofias poseen una conexión prefabricada al pilar para asegurar el encastre preciso de la corona, puente o barra. Los dispositivos procesados finales tienen el objetivo de restaurar la función de masticación. Las cofias "Atornilladas" son para restauraciones atornilladas al pilar.


Pilares y Cofias Straumann


Actualmente, Straumann ofrece dos líneas de implantes: los implantes Soft Tissue Level y los implantes Bone Level. Para restaurar protésicamente los implantes dentales, Straumann ofrece un amplio portfolio de opciones protésicas para todas las indicaciones.

Para la **línea de Implantes Bone Level**, existen dos plataformas pilar-implante diferentes: la plataforma Narrow CrossFit (NC) y la plataforma Regular CrossFit (RC). Los Pilares Bone Level son los siguientes: Pilares Anatómicos Ti (NC y RC) y ZrO₂ (RC), Pilares Gold (NC y RC) para coronas y puentes, Pilares Cementados (NC y RC) y Pilares Straumann® Multi-Base (NC y RC).

Para la **línea de implantes Soft Tissue**, existen cuatro plataformas pilar-implante diferentes: la plataforma Narrow Neck (NN), la plataforma Narrow Neck CrossFit (NNC), la plataforma Regular Neck (RN) y la plataforma Wide Neck (WN), con los siguientes tipos de pilares: cofias NN, pilares SynOcta, Solid y Cementados.

Los Pilares Straumann® están destinados a dar soporte durante la rehabilitación protésica. Un pilar es atornillado al implante dental para servir como poste de la restauración dental (ej. corona o puente). El pilar absorbe las fuerzas resultantes de la masticación y mordida, y transporta esas fuerzas al implante dental.


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


OMNIA ANDREA MARTÍN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





Un pilar es denominado "cementado" si otras partes protésicas (terciarias) como cofias, coronas o puentes son fijadas en el pilar utilizando cemento dental. Los pilares "Atornillados" son para restauraciones atornilladas al pilar.

El diseño de estos pilares es estandarizado y vendido normalmente. Generalmente, están listos para uso en pacientes (cuando limpiados, desinfectados y esterilizados adecuadamente antes de inserción en la boca del paciente).

Sin embargo, si la situación clínica así lo exige, los pilares pueden ser modelados considerando las limitaciones, como descrito a seguir:

Tipo de Dispositivo	Reducción de altura posible	Reducción de ancho posiblee
Tipo de Dispositivo Pilar anatómico Pilar Meso	Mantener \geq 3 mm por encima del margen de mucosa	Ninguna
Pilares Sólidos (RN, WN)	Mantener \geq 3 mm	Ninguna
SynOcta® Cementado (RN, WN)	Acortar \leq 2 mm	Ninguna
Cilindro de Fresado Meso (RN)	Mantener \geq 2 mm	Ninguna
Pilares multibase Pilar Sólido (NNC) Pilares Angulados SynOcta®	Ninguno	Ninguna

Posible modificación de los pilares Ti/TAN

Los tornillos basales son usados para fijar los Pilares Straumann® al implante dental.

Las cofias poseen una conexión prefabricada al pilar para asegurar el encastre preciso de la corona, puente o barra. Los dispositivos procesados finales tienen el objetivo de restaurar la función de masticación. Las cofias "Atornilladas" son para restauraciones atornilladas al pilar.

Características de los Pilares Anatómicos Straumann® IPS e.max:

- dispositivos protésicos de implante estandarizados y preformados
- pilares rectos y angulados con diferentes alturas gingivales y angulaciones
- disponibles en dos colores diferentes, MO 0 y MO 1 (MO = Opacidad Media)
- ideales para Conexiones CrossFit™ (BL)
- pueden ser modificados de acuerdo con las instrucciones para uso
- comercializados en conjunto con el tornillo basal correspondiente
- el diseño es idéntico a los pilares Anatómicos de titanio RC y NC

Características de los Pilares Anatómicos Straumann® (Ti):

Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522



9 4 6 7

- pilares permanentes cementados para Implantes Bone Level
- disponibles con formato recto y en ángulo de 15°
- disponibles con amplitud larga y corta
- comercializados en conjunto con el tornillo basal correspondiente
- margen mucoso preparado que se adapta correctamente al margen mucoso natural
- el pilar puede ser modificado (asegúrese de mantener una altura de 3 mm por encima del margen gingival para conservar una estabilidad adecuada)

Características de los Pilares Straumann® Multi base:

- pilares permanentes para Implantes Bone Level
- para construcciones atornilladas (no recomendados para restauraciones de diente único)
- Conexión CrossFit con alta flexibilidad debido al cono angulado en 30° y la baja altura oclusal
- comercializados con y sin tornillos (pilares rectos sin tornillo (incluso en el diseño), pilares angulados con tornillo)

Características de los Pilares Atornillados Straumann®:

- pilares permanentes para Implantes Bone Level
- Pilares atornillados rectos y angulados usados para restauraciones de dientes únicos, barras y puentes (Conexión CrossFit®)
- disponibles en 0°, 17° y 30° con diferentes alturas gingivales
- mayor flexibilidad de colocación de los implantes angulados en caso de divergencia del implante (orientaciones tipo A y B)
- comercializados con tornillo (para pilares rectos y angulados)
- soporte para las cofias fijadas de modo oclusal en el pilar

Características de los Pilares Cementados Straumann®:

- pilares permanentes para Implantes Bone Level y Tissue Level
- formato cónico con conexiones Crossfit® y SynOcta tipo NC/RC
- el pilar puede ser modificado (asegúrese de mantener una altura de 3 mm por encima del margen gingival para conservar una estabilidad adecuada)
- la parte gingival del formato del implante moldea y mantiene los tejidos blandos
- comercializados en conjunto con el tornillo basal correspondiente
- Con el sistema protésico SynOcta®, los clientes pueden elegir entre coronas y puentes cementados o atornillados para la restauración de laterales de implantes RN (Regular Neck) de Ø 4.8 mm y WD (Wide Neck) de Ø 6.5 mm
- El conjunto all in one set de Pilares Cementados es un sistema de embalaje adicional para dar a los clientes una solución todo en uno, por ejemplo pilares con el casquillo de impresión, cilindro de posicionado, análogo, cofia plástica y casquillo de protección correspondientes

Características de los Pilares Sólidos Straumann®:

- ofrecidos para los sistemas de restauración protésica Regular Neck y Wide Neck
- destinados al uso con restauraciones de dientes únicos o múltiples
- comercializados sin tornillo (el tornillo está integrado al diseño del pilar)
- El conjunto all in one set de Pilares Sólidos es un sistema de embalaje adicional para dar a los clientes una solución todo en uno, o sea, los pilares con el casquillo de impresión, cilindro de posicionado, análogo, cofia plástica y casquillo de protección correspondientes

Características de los Pilares Straumann® SynOcta:

Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

DOMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522



9 4 6 7

- ofrecidos para los sistemas de restauración protésica Regular Neck y Wide Neck
- Las piezas están disponibles para restauraciones cementadas y atornilladas
- El sistema de Pilares SynOcta® está destinado al uso con construcciones de puentes y coronas cementados
- comercializados en conjunto con el tornillo basal correspondiente
- La retención de tornillos Transversal (TS) es usada en casos con tornillo retenido de modo oclusal/incisivo contraindicado debido a razones estéticas y/o de construcción (alineado axial del tornillo)

Características de los Pilares Straumann® Variobase:

- disponibles para diferentes plataformas del sistema de implantes dentales Straumann®, como NNC (Narrow Neck CrossFit®), RN (Regular Neck), WN (Wide Neck), NC (Narrow CrossFit®) y RC (Regular CrossFit®)
- sirve como base para cementado de una cofia (los pilares prefabricados (estoque) algunas veces son denominados "bases de adhesión")
- comercializados con tornillo

Características de los Pilares Straumann® Meso:

- pilares básicos que deben ser modelados de acuerdo con las prescripciones individuales para cumplir los requisitos del paciente. Las modificaciones son realizadas por un técnico de laboratorio dental. Una altura mínima de 3 mm por encima del margen mucoso del pilar debe ser mantenida para asegurar la estabilidad adecuada. El margen de cemento no debe estar a más de 2 mm por debajo de la mucosa.
- Conexiones CrossFit® y SynOcta
- comercializados en conjunto con el tornillo basal correspondiente

Características de los Pilares Straumann® Gold:

- poseen las mismas características de interfaz que los pilares de Titanio
- comercializados con el tornillo correspondiente (excepto el Pilar RN Bar)
- fácil de encerar, con protectores para el canal de atornillado
- disponibles para restauraciones de corona atornilladas o cementadas (con características antigiratorias en relación al implante), puentes cementados con estructura meso (sin características antigiratorias en relación al implante), coronas y puentes telescópicos, e dentaduras (pilares bar)
- estética de fácil obtención gracias al contorno individual del perfil de emergencia y de la adaptación al margen del contorno gingival

Características de los Pilares Straumann® Bar (Ti):

- destinados a dentaduras para implantes Bone Level y Tissue Level
- Pilares Bar NC y RC comercializados con tornillos, Pilares Bar RN comercializados sin tornillos

Características de las Cofias Straumann®:

- disponibles para restauraciones de implante simples y múltiples. Para restauraciones de implante múltiples, fueron desarrollados cofias de barras y puentes.
- Las cofias están disponibles como Cofias NN o cofias para pilares Multi-Base, Variobase, Atornillados y SynOcta en oro o titanio
- las cofias de oro son usadas en procedimientos con fundición, y se torna parte de la base que es posteriormente barnizada con cerámica

Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

JMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M. N. N° 15.522



- Utilizado en conjunto con la cofia de oro propuesta hay un auxiliar de modelado fabricado en plástico calcinable Copolímero Acetal. El auxiliar de modelado es una estructura plástica con formato de chimenea colocada sobre la parte coronaria de la cofia de oro. Este auxiliar es calcinado durante el proceso de fundición y forma un canal interno adecuado para colocación del tornillo restaurador
- comercializados con (Cofias Ti y Gold) o sin (Cofias NN) el tornillo oclusal correspondiente

Características de los Cilindros de Fresado SynOcta:

- Prefabricados, usados en conjunto con los pilares Straumann SynOcta RN de 1.5 para coronas y puentes.
- disponibles con alturas de 9.3 y 8 mm
- fijados en el implante dental con pilar SynOcta de 1.5
- comercializados sin tornillo

Debido a algunas razones, los cilindros de Fresado pueden ser considerados cofias en vez de pilares. Sin embargo, por causa de su fijación próxima al implante dental, los Cilindros de Fresado SynOcta son tratados como pilares de implantes dentales.

PRINCIPIOS OPERACIONALES O MODO DE ACCIÓN

Los pilares e cofias Straumann están destinados a dar soporte a reconstrucciones protésicas. Son atornillados a implantes anteriormente colocados en la boca del paciente por el dentista. El pilar ofrece una restauración dental similar a la de una corona o de un puente (para un puente, son necesarios por lo menos dos pilares). Algunos pilares específicos son adecuados para la aplicación directa de barniz, resultando en restauraciones dentales de pieza única atornilladas directamente al implante dental.

El implante dental en conjunto con el pilar forman un sistema pilar/implante de dos piezas. El uso de sistemas de dos piezas (en vez de implantes dentales de una pieza) es realizado para facilitar la osteointegración, pues el implante recién colocado no es sometido a las fuerzas mecánicas. Después de la osteointegración adecuada del implante, el pilar es colocado en la mayoría de los casos junto con la restauración dental, para realizar la restauración estética y de la función de masticación.


El uso de pilares de implantes dentales está comprobado hace más de 20 años.

El pilar absorbe las fuerzas resultantes de la masticación y mordida, y transporta esas fuerzas al implante dental.


DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS

Las Cofias y los Pilares Straumann son parte del sistema de implantes dentales Straumann, y sólo deben ser usados en conjunto con las partes correspondientes del sistema de Implantes Dentales Straumann.

Institut Straumann AG ofrece varias combinaciones de productos dependiendo de las indicaciones, contraindicaciones, situaciones de patentes existentes, aspectos estéticos y preferencias del cirujano y del técnico del laboratorio dental.


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


OMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





El pilar debe ser compatible con el implante dental. Straumann posee varias conexiones de pilares e implantes dependiendo del diámetro y del diseño del implante. Los pilares son usados como interfaz entre la restauración protésica (corona simple, puentes y dentaduras parciales o completas) y el implante.

Los instrumentos utilizados con las prótesis están documentados en Archivo Técnico separado.

CONFIGURACIONES DEL DISPOSITIVO

Los pilares son usados en la restauración protésica de los implantes dentales Straumann. Están destinados a ser colocados en los implantes dentales para ofrecer soporte a las reconstrucciones protésicas como coronas, puentes y dentaduras. Por lo tanto, poseen interfaz directa a la conexión con el implante correspondiente.

Los tipos de conexión son descritos a seguir:

Conexiones SynOcta (Para Implantes Tissue Level, excepto NN y NNC)

Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level		Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X	Guiado	X	No guiado	X
Titanio	X	Roxolid	X	Titanio	X	Roxolid	X



Conexión SynOcta

Beneficios:

- La conexión SynOcta permite posicionar el componente protésico en ocho posiciones diferentes, ofreciendo una gran flexibilidad. La conexión interna cónica asegura la estabilidad, y está diseñada para minimizar el microespacio.


Conexión Narrow Neck (NN - Cuello Estrecho) sólo para Implantes Standard Plus

Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level		Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X	Guiado		No guiado	X
Titanio	X	Roxolid		Titanio	X	Roxolid	

Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

OMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522



9 4 6 7



Conexión NN

Beneficios:

- La conexión NN permite posicionar el componente protésico en ocho posiciones diferentes, ofreciendo una gran flexibilidad.

Conexión Narrow Neck CrossFit (NNC - Cuello Estrecho CrossFit)

Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X
Titanio		Roxolid	X



Conexión NNC

El beneficio de este sistema es que una traba mecánica bloquea la rotación. La conexión protésica es intuitiva, autoguiada y de fácil agarre. La Conexión CrossFit™ ofrece una inserción limpia con 4 ranuras guía y la conexión cónica acentuada.

- asegura la precisión contra rotaciones en encastrados ortogonales entre el implante y la conexión.
- ofrece flexibilidad protésica, con estabilidad mecánica a largo plazo proveída por la conexión cónica.

Conexiones Bone Level CrossFit

[Signature]
Hermen Kins
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


[Signature]
Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

[Signature]
ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTIGA
M.N. N° 15.627

[Signature]



Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level		Bone Level	X	Tissue Level		Bone Level	X
Guiado		No guiado	X	Guiado	X	No guiado	X
Titanio	X	Roxolid	X	Titanio	X	Roxolid	X



9 4 6 7

Conexiones Cross Fit

Los pilares están codificados por colores y grabados a láser de acuerdo con las diferentes conexiones de interfaz. Por lo tanto, es posible identificar las piezas correspondientes.

Interfaz de Instrumentos y Auxiliares

Los instrumentos descritos a seguir son usados para la fijación de piezas protésicas. El manejo está descrito en los Procesamientos Protésicos y en las Instrucciones para Uso. Detalles sobre los instrumentos son presentados en los Instrumentos STED.

Destornillador

El formato estrellado de la punta del destornillador se conecta a la punta de los componentes cicatrizadores y a las cabezas de los tornillos del pilar para un manejo y colecta seguros.

Auxiliar de pulido

El auxiliar de pulido es usado durante el pulido y otros procedimientos del laboratorio para proteger la conexión protésica del pilar.

Dispositivo de control de Torque

Conectado a la llave de carraca, el dispositivo de control de torque es usado para medir el torque (Ncm, Newtons por centímetro) al atornillar los pilares Straumann®.

Llave de carraca

La llave de carraca es usada en conjunto con el dispositivo de control de torque en todos los tornillos y Pilares Straumann® (es la misma llave de carraca utilizada para colocar los implantes Straumann® manualmente).

Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gisfandi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522

9 4 6 7



Llave fijadora

El extremo ahorquillado de la llave fijadora puede ser usado para armar y desarmar la llave de carraca. El pino puede ser usado para estabilizar destornilladores cuando los pilares y tornillos son colocados (también utilizados para la instalación de implantes).

ELEMENTOS FUNCIONALES CLAVE

Componentes del Dispositivo

Los tornillos pueden ser una pieza separada del pilar o estar integrados al diseño del pilar o de la cofia.

Los tornillos basales son usados para la fijación del pilar en el implante dental. Los tornillos oclusales y transversales son usados para fijar la prótesis en el pilar. Los tornillos transversales son usados para fijar las cofias en perpendicular al pilar dental. Todos los tornillos son apretados con el destornillador SCS.

Los tornillos son fabricados en Titanio Grado 4 TAN o Titanio Grado 5 (tornillo transversal).

Los tornillos Straumann son dispositivos de uso único.

Para mayores informaciones consulte las secciones específicas de este STED.

USO PRETENDIDO

Están destinados a ser colocados en los implantes dentales para ofrecer soporte a las reconstrucciones protésicas como coronas, puentes y dentaduras. Las cofias son fijadas en los pilares para dar soporte a las reconstrucciones protésicas como coronas, puentes y dentaduras fijadas por barras.

CONTRAINDICACIONES

Las alergias o hipersensibilidad a ingredientes químicos de los siguientes materiales usados: titanio (Ti), liga de titanio (Ti6Al7Nb (titanio-aluminio-niobio o TAN)), poliéter éter cetona (PEEK), polimetacrilato de metilo (PMMA), dióxido de zirconio (ZrO₂), liga de oro Ceramicor® (oro Au, platina Pt, paladio Pd, iridio Ir), Esteticor® Cosmor H (oro Au, platina Pt, paladio Pd, indio In, iridio Ir) o Elitor® (oro Au, platina Pt, paladio Pd, plata Ag, cobre Cu, iridio Ir).

ADVERTENCIAS

Las instrucciones dadas son insuficientes para servir como los únicos medios para colocar los Pilares Straumann® y componentes relacionados. Sólo los técnicos correctamente entrenados en la realización de implantes dentales deben utilizar estos dispositivos. La colocación de implantes y productos relacionados sin la capacitación adecuada puede provocar la falla del componente o implante. La falla del pilar puede provocar la extracción del implante. Asegúrese de tener disponibles folletos del producto.


Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


OMINA ANDREA MARTIN
FARMACÉUTICA
M.N. N° 15.522





Los dispositivos protésicos Straumann® deben ser fijados para evitar la aspiración durante el uso intraoral.

Las piezas secundarias en Titanio / Oro no deben ser barnizadas directamente con cerámica.

Los implantes sólo deben ser restaurados con pilares y componentes Straumann® compatibles con el implante correspondiente. La desobediencia de tales procedimientos descritos en estas instrucciones puede llevar a una o varias de las complicaciones a seguir:

- Aspiración del componente
- Deglución del componente
- Tratamiento de acompañamiento

CUIDADOS/PRECAUCIONES

Los pilares y pilares angulados de diámetro pequeño no son recomendados para uso en la región molar. Para la preparación del pilar, colóquelo siempre en el auxiliar de pulido correspondiente para proteger correctamente la interface pilar-implante. Antes de utilizar los Pilares y Cofias Straumann® y sus componentes de modo intraoral, asegúrese de esterilizarlos de acuerdo con las instrucciones antes de la inserción. La desobediencia de tales procedimientos descritos en las instrucciones puede llevar a una o varias de las complicaciones a seguir:

- Daño del implante, pilar o de otros componentes;
- Afloje del pilar o de otros componentes;
- Restauración final inadecuada o funcionamiento incorrecto de la corona, del puente o de otras prótesis finales;
- Daño de la función de masticación del paciente;
- Infección
- Fala del implante; y/o
- Extracción del implante.

Coloque las restauraciones temporales siempre por fuera de la oclusión. Use cemento temporal para la conexión de cofias temporales o casquillos de protección. El cemento dental u otros materiales usados para la conexión de componentes protésicos deben ser procesados de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

No retire los casquillos de protección y las cofias temporales con movimientos giratorios, para evitar el afloje de los pilares Sólidos o cementados.


Las Cofias y los Pilares Straumann® no fueron evaluados para seguridad y compatibilidad en ambientes de Resonancia Magnética. Las Cofias y los Pilares Straumann® no fueron evaluados en relación a calentamiento o migración en ambientes de Resonancia Magnética.


Los pilares de Titanio/Oro de Straumann® y sus cofias son dispositivos de uso único. Los pilares Straumann® ZrO₂ y sus componentes están destinados a un uso único.

Coloque la restauración del implante en oclusiones sólo cuando el implante esté completamente osteointegrado.

Los pilares angulados no deben ser usados en áreas de grande carga mecánica de implantes con diámetro pequeño.

Los productos con componentes plásticos (PEEK y PMMA) deben ser almacenados protegidos de la luz solar directa.


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





9 4 6 7

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

De acuerdo con la IPU, los efectos adversos a seguir pueden suceder si las instrucciones no son obedecidas:

- Aspiración del componente
- Deglución del componente
- Tratamiento de acompañamiento

TERAPIA ALTERNATIVA

Los Pilares Straumann, y por lo tanto también las Cofias, en conjunto con los implantes dentales osteointegrados, representan una alternativa a los métodos de tratamiento convencionales, como dentaduras removibles o puentes fijados en dientes naturales adyacentes.

MATERIALES

Los Pilares IPS e.max son formados por Y-TZP. Son comercializados con el tornillo basal correspondiente fabricado en TAN.

Estos Pilares están formados por las materias primas a seguir:

Dispositivo	Componente de Materia Prima	Estándar/ Especificación	Contacto directo con el paciente (Sí/No)
- Pilares IPS e.max	Y-TZP	ISO 13356	Sí
Tornillo Basal	Liga de Titanio/TAN (Barras recocidas de Ti-6Al-7Nb)	ISO 5832-11 ASTM F1295	Sí

Materias Primas - Pilares IPS e.max

Las Cofias y los Pilares Multi-base, Atornillados y Variobase son fabricados en liga de Titanio-TAN.

Los pilares Multi-base son comercializados con y sin tornillos (pilares rectos sin tornillo, pilares angulados con tornillo) El tornillo basal correspondiente está fabricado en liga de titanio-TAN.

Los Pilares Atornillados son comercializados con tornillo (para pilares rectos y angulados) El tornillo NC/RC correspondiente está fabricado en liga de titanio-TAN.

Los Pilares y Cofias Variobase son comercializados con tornillo. El tornillo basal correspondiente está fabricado en liga de titanio-TAN.


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACÉUTICA
M.N. N° 15.522



Los Pilares y Cofias Multi-Base, Atornillados y Variobase poseen las materias primas a seguir:

Dispositivo	Componente de Materia Prima	Estándar/ Especificación	Contacto directo con el paciente (Sí/No)
Tornillo Basal/ Tornillo NC/RC Pilar Multi base, Pilar Atornillado, Pilar Variobase y Cofia	Liga de Titanio/TAN (Barras recocidas de Ti-6Al-7Nb)	ISO 5832-11 ASTM F1295	Sí

Materias Primas - pilares multi-base / atornillados / Variobase

Los Pilares Anatómicos, Cementados, Meso, Ti Bar y Cofias de Titanio están fabricados en Titanio. Son comercializados con el tornillo basal correspondiente fabricado en TAN (excepto el Pilar RN Bar, que no tiene tornillo).


Los Pilares Anatómicos, Cementados, Meso, Ti Bar y Cofias de Titanio poseen las materias primas a seguir:

Dispositivo	Componente de Materia Prima	Estándar/ Especificación	Contacto directo con el paciente (Sí/No)
Pilares Anatómicos Cementados, Meso, Bar / Cofias de Titanio	Titanio Grado 4 (barras trabajadas en frio)	ISO 5832-2 ASTM F67	Sí
Tornillo Basal	Liga de Titanio/TAN (Barras recocidas de Ti-6Al-7Nb)	ISO 5832-11 ASTM F1295	Sí


Materias Primas de Componentes- Pilares Anatómicos/Cementados/Meso/Ti Bar y Cofias Ti

Los Pilares Sólidos, los Cilindros de Fresado SynOcta y algunas Cofias NN son fabricados en Titanio. Son comercializados sin tornillos.

Los Pilares Sólidos, los Cilindros de Fresado SynOcta y algunas Cofias NN son fabricados con las materias primas a seguir:


Herman Kuri
Manohay Argentina S.A.
Gerente


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522



9467



Dispositivo	Componente de Materia Prima	Estándar/ Especificación	Contacto directo con el paciente (Si/No)
Pilares Sólidos, Cofias NN, Cilindros de Fresado SynOcta	Titanio Grado 4 (barras trabajadas en frio)	ISO 5832-2 ASTM F67	Si

Materia Primas de Componentes- Pilares Sólidos, Cilindro de Fresado SynOcta, Cofias NN

Los Pilares SynOcta son fabricados en Titanio, excepto los pilares SynOcta RN/WN de 1.5, fabricados en TAN. Los Pilares SynOcta son comercializados con el tornillo basal correspondiente fabricado en TAN.

Los Pilares SynOcta están formados por las materias primas a seguir:

Dispositivo	Componente de Materia Prima	Estándar/ Especificación	Contacto directo con el paciente (Si/No)
- Pilares SynOcta angulados - Cilindro Fresador SynOcta	Titanio Grado 4 (barras trabajadas en frio)	ISO 5832-2 ASTM F67	Si
Pilar SynOcta RN/WN de 1.5 y tornillo Basal correspondiente Tornillo base M2 para pilares SynOcta angulados	Liga de Titanio/TAN (Barras recocidas de Ti-6Al-7Nb)	ISO 5832-11 ASTM F 1295	Si

Materias Primas de Componentes - Pilares SynOcta

El Tornillo Transversal para el Pilar SynOcta es fabricado en Titanio Grado 5 (TAV).

El Tornillo TS SynOcta está formado por las materias primas a seguir:

Dispositivo	Componente de Materia Prima	Norma / Especificación	Contacto directo con el paciente (Si/No)
-------------	-----------------------------	------------------------	--

Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

OMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522

Handwritten initials



Dispositivo	Componente de Materia Prima	Norma / Especificación	Contacto directo con el paciente (Sí/No)
Tornillo Transversal	Titanio Grado 5 (TiAl6V4) 3.7165	5832-3	NO

Materias Primas de Componentes – Tornillo Transversal

Los Pilares y Cofias de Oro son fabricados en Oro (Ceramicor®, Estheticor®), los casquillos calcinables (auxiliar de modelado) son fabricados en Copolímero Acetal y son entregados con el tornillo oclusal correspondiente fabricado en TAN.

Los Pilares y Cofias de Oro están formados por las materias primas a seguir:

Dispositivo	Componente de Materia Prima	Estándar/ Especificación	Contacto directo con el paciente (Sí/No)
Pilares y Cofias de Oro	Ceramicor		Sí
Base NN	Estheticor		Sí
auxiliar de modelado	Hostaform® C13021	Fórmula estructural - [CH2O]-n	NO
Tornillo Oclusal	Liga de Titanio/TAN (Barras recocidas de Ti-6Al-7Nb)	ISO 5832-11 ASTM F1295	Sí

Materias Primas de Componentes - Cofias y Pilares de Oro

ANODIZACIÓN

Para la fácil identificación de las piezas correspondientes, los Pilares y Cofias Straumann® son codificados por colores. Ese proceso es realizado por anodización. Las piezas son sumergidas en la solución de anodización, y es aplicado el voltaje indicado. El voltaje eléctrico es específico para la anodización de cada dispositivo Straumann, y está descrito en proceso confidencial. El color es verificado en comparación a una muestra de referencia. El espesor de la camada de óxido para las condiciones específicas fue medido en muestras de representación (discos) y puede ser encontrado en la faja indicada.

Hernán Kira
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gisméndi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

OMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522



Embalaje

El embalaje está compuesto por un sistema de barrera no esterilizadora, un blíster de grado médico y un embalaje de protección. El embalaje ha sido diseñado y desarrollado para mantener la calidad del producto después del transporte y almacenamiento contra humedad y luz solar directa.

ESTERILIZACIÓN Y LIMPIEZA

Los Pilares y Cofias Straumann y sus tornillos correspondientes son comercializados **no esterilizados**. Antes de colocar la restauración en la boca del paciente, el producto debe ser limpiado, desinfectado y esterilizado.

Limpieza/Desinfección

Los pilares y componentes Straumann son entregados no esterilizados. Antes de colocar la restauración en la boca del paciente, el producto debe ser limpiado, desinfectado y esterilizado. Straumann recomienda los procedimientos a seguir para limpieza, desinfección y esterilización de los pilares antes del uso (de acuerdo con la IPU y las Orientaciones de Limpieza):

1. Limpie enjuagando con agua y cepillando los lados interno y externo con pinceles adecuados.
2. El producto pretratado puede ser limpiado de modo manual, con soporte ultrasónico o usando método de limpieza y desinfección automático.
3. Al utilizar un método de limpieza y desinfección automático, elija un detergente adecuado (ej. neodisher® MediClean) y obedezca a las instrucciones del fabricante.

Para la limpieza y desinfección de los Pilares Straumann® Anatómico IPS e.max® y ZrO₂, se recomienda el uso de Etanol.

Esterilización

Los pilares y componentes Straumann son entregados no esterilizados. Straumann recomienda el procedimiento a seguir para esterilización antes del uso.

Los Componentes Temporales Straumann

Componentes Cicatrizadores


Para proteger el implante después de la colocación, este es cerrado – apretado – con un pilar cicatrizador, casquillo cicatrizador o casquillo/tornillo de cierre. El cirujano puede elegir entre la cicatrización transmucosa o submucosa, y tiene varias opciones disponibles para la gestión de tejidos blandos por medio de un conjunto de componentes cicatrizadores secundarios.


Pilares Temporales

Los Pilares Temporales Straumann son usados en conjunto con los implantes Bone Level y Tissue Level para restauraciones coronarias temporales, estabilización y moldeado del tejido blando durante la fase de cicatrización, que dura hasta seis meses. Los pilares temporales deben ser colocados fuera de la oclusión.

Postes para Restauración Temporal

Los Postes Temporales son usados para restauraciones temporales de los implantes Straumann® Soft Tissue Level con diferentes largos y diámetros. Tales productos están disponibles con retención del implante para restauraciones coronarias y sin


Hernan King
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 18.622





retención del implante para puentes. Son utilizados fuera de la oclusión. Son modificables y permiten el uso con implantes cementados o atornillados.

Cofias Temporales

Corona prefabricada, proyectada para ser encastrada por encima de un diente dañado o preparado para servir como dispositivo protector.

Casquillos de Protección

Dispositivo prefabricado proyectado para crear una supraestructura en un implante dental para ayudar a simular la preparación de un diente natural. Es utilizado durante la restauración de implantes dentales y procedimientos de laboratorio para dar una base (el nivel de fijación intermedio) para una restauración temporal durante el período de cicatrización y moldeado del tejido blando antes de la fabricación e instalación de la restauración final (ej. puente, diente único, dentadura) o restauración protésica.

Los Componentes Temporales Straumann

Actualmente, Straumann ofrece dos líneas de implantes: los implantes Soft Tissue Level y los implantes Bone Level. Para restaurar protésicamente los implantes dentales, Straumann ofrece un amplio portfolio de opciones protésicas para todas las indicaciones.

La línea protésica Straumann está formada por pilares plan, pilares finales, cofias finales, prótesis temporales (componentes temporales como pilares temporales y cicatrizadores, casquillos de protección, etc.), productos usados para la restauración de implantes dentales Straumann de diferentes tipos, diámetros endoóseos, largos y plataformas. Están disponibles en varios formatos y tamaños para adecuarse a las necesidades de cada paciente.


Si necesario, los pilares pueden ser modificados en la base de colocación de acuerdo con la anatomía del paciente. Vea el cuadro a seguir para informaciones sobre las posibles modificaciones.

Device type	Possible height reduction	Possible width reduction
Temporary abutments, PEEK	Shorten ≤ 6 mm	NC: Reduce ≤ 0.5 mm (lower end) RN, RC: Reduce ≤ 1 mm
Temporary coping, PEEK (NN)	Shorten ≤ 5 mm	Reduce ≤ 0.5 mm
Temporary Post (NC, RC)	Shorten ≤ 6 mm	None
Temporary Post, Ti (NNC)	Maintain ≥ 4 mm above mucosal margin	None
Temporary abutments, PMMA	Shorten at most to the metal margin of the core	NNC, NC: Reduce ≤ 1 mm at the thickest part RN, WN, RC: Do not reduce further than the lower metal margin

Modificaciones posibles de los componentes temporales

Componentes Cicatrizadores Straumann (Pilares Cicatrizadores, Casquillos Cicatrizadores, Casquillos/Tornillos de Cierre):

Los tornillos/casquillos de cierre son recomendados para procesos de cicatrización submucosa (cicatrización por debajo del tejido mucoperióstico). La encía es cerrada por encima del tornillo, que permanece en la boca por hasta 6 meses. Un segundo procedimiento quirúrgico es necesario para destapar el implante y colocar el componente secundario deseado. El tornillo es parte integrada del diseño.


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





Para Pilares Cicatrizadores (Bone Level) o Casquillos Cicatrizadores (Tissue Level) en la mayoría de los casos, la encía es cerrada alrededor de los dispositivos en vez de cubrirlos. El Pilar Cicatrizador o Casquillo Cicatrizador permanece en la boca por hasta 6 meses. Son recomendados para uso intermedio. Después de la fase de cicatrización del tejido blando, son reemplazados por la restauración temporal o final adecuada. Los Pilares Cicatrizadores pueden tener un tornillo separado o integrado. Los Casquillos Cicatrizadores son comercializados con tornillo oclusal (RN/WN/NNC nivel labial, NN) o poseen tornillo integrado (otros casquillos cicatrizadores RN/WN/NNC).

Para cada pilar estándar (exceptuando Meso, Straumann® CARES® y Pilares de Oro) existe un Pilar Cicatrizador Cónico disponible. De modo adecuado, el pilar final tendrá el mismo perfil de emergencia previamente creado por el Pilar Cicatrizador Cónico correspondiente.

También están disponibles pilares cicatrizadores personalizables usados para la gestión de tejidos blandos individuales en casos específicos de restauración estética. Son comercializados con tornillo basal.

Dependiendo del dispositivo, está disponible en unidades de 4 (V4, -04) o en versiones esterilizadas (código con s) o no esterilizadas (código sin s).

Pilares Temporales Straumann®:

Los Pilares Temporales Straumann® son fabricados en PMMA (polimetacrilato de metilo) del color del diente incluyendo núcleo de metal en TAN (Ti6Al7Nb), proveyendo la conexión al implante, o PEEK (poliéter éter cetona) incluyendo núcleo metálico de Titanio Grado 4, proveyendo la conexión al implante, y un tornillo. La estructura PMMA/PEEK está mecánicamente conectada al núcleo metálico. Para mejor comprensión del presente documento STED, la estructura PMMA/PEEK conectada y el núcleo metálico son denominados "cuerpo del implante" (nombre informal).

El material polimérico está proyectado para la fácil y rápida modificación de la base, y fue diseñado para mejores resultados estéticos. El refuerzo con camada interna metálica asegura un encastramiento preciso y una mayor estabilidad.

Postes Straumann® para restauraciones temporales:

Los Postes Temporales son usados para restauraciones temporales de los implantes Straumann® Soft Tissue Level con diferentes largos y diámetros. Tales productos están disponibles con retención del implante para restauraciones coronarias y sin retención del implante para puentes. Son utilizados fuera de la oclusión. Son modificables y permiten el uso con implantes cementados o atornillados.


Cofias Temporales Straumann®:


Las Cofias Temporales ofrecen una base para fabricación de la restauración compuesta o de acrílico. Pueden ser acortadas a la altura adecuada de acuerdo con la situación clínica del paciente. Las Cofias Temporales son indicadas para uso temporal durante hasta 180 días. Las restauraciones temporales son colocadas fuera de la oclusión.

Casquillos de Protección Straumann®:

El objetivo de los casquillos de protección es proteger el pilar durante la fase de cicatrización después de la colocación del implante en las áreas anterior, premolar y molar. El casquillo de protección es colocado en el pilar usando un tornillo (Pilares Sólidos, Atornillados o Multi-Base) o cemento dental temporal (Pilares Sólidos o Cementados). El dispositivo es comercializado esterilizado (código con s) o no esterilizado (código sin s) y es de uso único para el cliente.


Hernán Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


GUINA ANDREA MARTIN
FARMACÉUTICA
M.N. N° 16.522





PRINCIPIOS OPERACIONALES O MODO DE ACCIÓN

9 4 6 7

Componentes Cicatrizadores

Con base en el caso y en las preferencias del médico, el médico elegirá un proceso transmucoso o submucoso. Con el procedimiento submucoso, un tornillo de cierre es colocado después de instalar el implante y el tejido es cerrado. Durante una segunda cirugía después de la primera fase de cicatrización, el pilar cicatrizador es colocado y es comenzado el condicionamiento del tejido blando. el pilar cicatrizador comienza la primera fase de moldeado del tejido blando. los pilares cicatrizadores Bone Level fueron proyectados para corresponder al tamaño de los pilares de la restauración final. Ese concepto es denominado Emergencia Consistente.

El procedimiento transmucoso permite un procedimiento único, evitando una segunda cirugía. La decisión de cuál pilar usar en la restauración final debe ser realizada en el comienzo del tratamiento, para que el pilar cicatrizador pueda ser seleccionado correctamente.

Pilares Temporales

Los Pilares Temporales son dispositivos prefabricados proyectados para crear una supraestructura en un implante dental para ayudar a simular la preparación de un diente natural. Es utilizado durante la restauración de implantes dentales y procedimientos de laboratorio para dar una base (el nivel de fijación intermedio) para una restauración temporal durante el período de cicatrización y moldeado del tejido blando antes de la fabricación e instalación de la restauración final (ej. puente, diente único, dentadura) o restauración protésica. Normalmente incluye cilindros temporales/calcinables, dispositivos de impresión extraíbles, dispositivos de replicación, casquillos/tornillos de cobertura; está disponible en varios tamaños, formatos y materiales (ej. titanio, plástico). Este es un dispositivo de uso único.

Postes para Restauración Temporal

Los postes temporales son atornillados en la boca del paciente en los implantes colocados para la restauración temporal de implantes Straumann® Soft Tissue Level de diferentes largos y diámetros endoóseos.

Cofias Temporales

Las cofias temporales son cementadas o atornilladas en los pilares dentro de la boca del paciente. Pueden ser acortadas a la altura adecuada de acuerdo con la situación clínica del paciente.

Casquillos de Protección

Los casquillos de protección son usados durante la fase de cicatrización de implantes que ya tienen pilares, pero antes de la restauración final con cofias y superestructuras. Son fijados en el pilar utilizando cemento dental temporal o tornillos. Ayudan en la correcta cicatrización y en la prevención de la integración inadecuada de tejidos. La cicatrización correcta es promovida debido a la permanencia de los casquillos de protección fuera de la oclusión, adecuadamente separados de los dientes próximos. Por lo tanto, las fuerzas transmitidas a los implantes supradentales son minimizadas, y la cicatrización ocurre de modo relativamente tranquilo. La integración inadecuada de tejidos es prevenida por el encastre preciso del pilar y provisión de una superficie suave que protege el pilar del ingreso de tejidos próximos.


Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismond
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


COMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.521





Sin embargo, los casquillos de protección no imitan un diente en apariencia, y son ideales cuando el aspecto estético no es considerado importante durante la rehabilitación.

CONFIGURACIONES DEL DISPOSITIVO

Tornillos de cierre temporales, cicatrizadores o pilares cicatrizadores pueden ser colocados en el implante después de la cirugía. Tales productos protegen la configuración interna del implante y ayudan a contornar los tejidos blandos durante el proceso de cicatrización. Por lo tanto, poseen interfaz directa a la conexión con el implante correspondiente.

Los dispositivos están codificados por colores y grabados a láser de acuerdo con las diferentes conexiones de interfaz. Por lo tanto, es posible identificar las piezas correspondientes.

Los tipos de conexión son descritos a seguir:

Conexiones SynOcta (Para Implantes Tissue Level, excepto NN y NNC)

Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level		Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X	Guiado	X	No guiado	X
Titanio	X	Roxidid	X	Titanio	X	Roxidid	X



Figura 1: Conexión SynOcta

Beneficios:

- La conexión SynOcta permite posicionar el componente protésico en ocho posiciones diferentes, ofreciendo una gran flexibilidad. La conexión interna cónica asegura la estabilidad, y está diseñada para minimizar el microespacio.

Conexión Narrow Neck (NN - Cuello Estrecho) sólo para Implantes Standard Plus

Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level		Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X	Guiado		No guiado	X
Titanio	X	Roxidid		Titanio	X	Roxidid	


Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIA
FARMACEUTICA
M.N. N° 16.625





9 4 6 7



Figura 2: Conexión NN

Beneficios:

- La conexión NN permite posicionar el componente protésico en ocho posiciones diferentes, ofreciendo una gran flexibilidad.

Conexión Narrow Neck CrossFit (NNC - Cuello Estrecho CrossFit)

Implantes SLActive			
Tissue Level	X	Bone Level	
Guiado		No guiado	X
Titanio		Roxolid	X



Figura 3: Conexión NNC

El beneficio de este sistema es que una traba mecánica bloquea la rotación. La conexión protésica es intuitiva, autoguiada y de fácil agarre. La Conexión CrossFit™ ofrece una inserción limpia con 4 ranuras guía y la conexión cónica acentuada.

- asegura la precisión contra rotaciones en encastrados ortogonales entre el implante y la conexión.
- ofrece flexibilidad protésica, con estabilidad mecánica a largo plazo proveída por la conexión cónica.

Conexiones Bone Level CrossFit


Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.622

9 4 6 7



Implantes SLA				Implantes SLActive			
Tissue Level		Bone Level	X	Tissue Level		Bone Level	X
Guiado		No guiado	X	Guiado	X	No guiado	X
Titanio	X	Roxolid	X	Titanio	X	Roxolid	X




Figura 4: Conexiones Cross Fit

Los casquillos de protección son la protección del pilar durante la fase de cicatrización del implante después de la colocación. El casquillo de protección es colocado en el pilar usando un tornillo o cemento dental temporal. Por lo tanto, poseen interfaz directa a la conexión con el pilar correspondiente. Los pilares están codificados por colores y grabados a láser de acuerdo con las diferentes conexiones de interfaz. Por lo tanto, es posible identificar las piezas correspondientes.

Interfaz de Instrumentos y Auxiliares

Los instrumentos descritos a seguir son usados para la fijación de piezas protésicas. El manejo se describe en los Procedimientos Protésicos y en las Instrucciones para Uso. Detalles sobre los instrumentos son presentados en los Instrumentos STED.

Destornillador

El formato estrellado de la punta del destornillador se conecta a la punta de los componentes cicatrizadores y a las cabezas de los tornillos del pilar para un manejo y colecta seguros.

ELEMENTOS FUNCIONALES CLAVE

Componentes del Dispositivo

Los tornillos pueden ser una pieza separada de los componentes temporales o estar integrados al diseño de los componentes temporales.

Los tornillos basales son usados para la fijación del pilar en el implante dental.

Hernán Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522

PM 2246-11 MANOHAY ARGENTINA S.A.- Sistema de Implantes dentales con piezas protésicas, accesorios e Instrumental asociado.
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase III)

9 4 6 7



Los tornillos oclusales son usados para fijar la prótesis al pilar. Todos los tornillos son apretados con el destornillador SCS.

Los tornillos son fabricados en Titanio Grado 4 TAN.

Los tornillos Straumann son dispositivos de uso único.

Para mayores informaciones consulte las secciones específicas de este STED. Argentina.

USO PRETENDIDO

Pilar Cicatrizador y Casquillo de Cicatrización

Estabiliza y controla el tejido blando durante la fase de cicatrización, y sella la conexión del implante durante la cicatrización

Casquillo/tornillo de cierre

Los casquillos/tornillos de cierre sellan la conexión del implante para la cicatrización submucosa y transmucosa.

Pilares Temporales

Los pilares temporales pueden ser usados antes de la inserción del pilar final para mantener, estabilizar y moldear el tejido blando durante la fase de cicatrización.

Postes para Restauración Temporal

Los Postes Temporales están destinados a ser colocados en los implantes dentales para ofrecer soporte a las reconstrucciones protésicas como coronas, puentes y dentaduras.

Cofias Temporales

Las cofias Temporales están destinadas a servir como base para la restauración temporal.

Casquillos de Protección

Los Casquillos de Protección están destinados a proteger la configuración del pilar, mantener, estabilizar y moldear el tejido blando durante el proceso de cicatrización de hasta 180 días.

CONTRAINDICACIONES

La alergia o hipersensibilidad a los ingredientes de los siguientes materiales químicos usados: titanio (Ti), liga de titanio (Ti6Al7Nb (titanio-aluminio-niobio o TAN)), poliéter éter cetona (PEEK) o polimetacrilato de metilo (PMMA).

ADVERTENCIAS

Los profesionales deben tener conocimiento adecuado e instrucción en el manejo de los productos Straumann® para usar los Productos Straumann de modo seguro. Los Productos Straumann deben ser usados de acuerdo con las instrucciones para uso enviadas por el fabricante.


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





Los dispositivos protésicos Straumann® deben ser fijados para evitar la aspiración durante el uso intraoral.

CUIDADOS/PRECAUCIONES

Las piezas secundarias en Titanio no deben ser barnizadas directamente con cerámica. Los implantes sólo deben ser restaurados con pilares y componentes Straumann compatibles con el implante específico. La desobediencia de tales procedimientos descritos en estas instrucciones puede llevar a una o varias de las complicaciones a seguir:

- Aspiración del componente
- Deglución del componente
- Tratamiento de acompañamiento

Coloque las restauraciones temporales siempre por fuera de la oclusión. Use cemento temporal para la conexión de cofias temporales o casquillos de protección. El cemento dental u otros materiales usados para la conexión de componentes protésicos deben ser procesados de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

No retire los casquillos de protección y las cofias temporales con movimientos giratorios, para evitar el afloje de los pilares Sólidos o Cementados.

Las cofias/pilares temporales no fueron evaluadas para seguridad y compatibilidad en ambientes de Resonancia Magnética. Las cofias/pilares temporales no fueron evaluadas en relación a calentamiento o migración en ambientes de Resonancia Magnética.

Las cofias/pilares temporales son dispositivos de uso único.

Los productos con componentes plásticos (PEEK y PMMA) deben ser almacenados protegidos de la luz solar directa.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

De acuerdo con la IPU, los efectos adversos a seguir pueden suceder: Dolor e hinchazón como resultado del procedimiento quirúrgico

TERAPIA ALTERNATIVA

Los Componentes Temporales Straumann, en conjunto con los implantes dentales osteointegrados, representan en sí una alternativa a métodos de tratamiento convencionales, como dentaduras removibles o puentes fijados en dientes naturales adyacentes.

De modo alternativo, los Pilares pueden ser protegidos durante la fase de cicatrización usando aletas (puentes poliméricos cementados en los dientes adyacentes).

AUXILIARES DENTALES STRAUMANN

Los auxiliares dentales Straumann® son indicados para su uso en la planificación, colocación, mantenimiento y explantación de los implantes del Sistema de Implantes

Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado

ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522



Dentales Straumann®. Los auxiliares protésicos se utilizan para facilitar la colocación y alineación de componentes protésicos en implantes instalados en la cavidad oral o en el modelo en el laboratorio dental.

Las herramientas de planificación y las ayudas facilitan la planificación apropiada de la colocación de los Implantes Straumann® con respecto a la anchura mínima, distancia de los dientes adyacentes, distancia entre implantes, espacio oclusal mínimo, requisitos mínimos de espacio vertical para el acceso de instrumentos quirúrgicos y selección de la longitud del implante.


PRECAUCIONES ADVERTENCIAS

El manejo se describe en los Procesamientos Protésicos y en las Instrucciones de Uso.

Indicación de USO

Impresión de mordida


Produkt-ID 025.2208-04



Los dispositivos de Impresión de mordida se utilizan para simplificar el proceso después de tomar una impresión.

Impresión convencional (de BTP)


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15 522

PM 2246-11 MANOHAY ARGENTINA S.A.- Sistema de Implantes dentales con piezas protésicas, accesorios e Instrumental asociado.
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase III)



Produkt-ID 025.2201

9 4 6 7



El grupo del producto "Impresión convencional" está compuesto por Postes de Impresión. Casquillos de Impresión y Accesorios. Los componentes son adecuados para tomar una impresión y transferir las coordenadas del implante de la boca al modelo de trabajo. Para ello, los dispositivos se colocan en el implante (intraoral) y después se incrustan en la masilla para la toma de impresiones. Se aplica una espátula. Después de endurecer la masilla para la toma de impresiones, se retira la espátula. Después, la impresión se utiliza para fabricar un modelo de trabajo en el laboratorio dental.


Impresión digital




025.0000

Los cuerpos de escaneo se utilizan para representar la posición y orientación de los implantes dentales o análogos Straumann en procedimientos de escaneo CAD/CAM intraorales o extraorales.


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15 522





9 4 6 7

Instrumentos no invasivos

Produkt-ID 025.2920-04



Los instrumentos no invasivos son indicados para ser utilizados junto con otros instrumentos. y no deben ser utilizados directamente en pacientes.

Instrumentos no invasivos quirúrgicamente




046.045C

Las guías se utilizan en procedimientos protésicos para transmitir permitiendo la conexión de la llave de carraca al pilar. y transmitir el torque de la llave al pilar.


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 16.522



1 4 6 7

Pilares Plan



025.2601-04

Los Pilares Plan se utilizan para planear la correcta geometría / altura / ángulo de un pilar para llevar a cabo la mejor restauración posible. Los Pilares Plan se pueden utilizar en un modelo de trabajo o en la boca de pacientes para determinar el pilar "real" más adecuado que se debe utilizar.

Análogos

Produkt-ID 025.2101




Los análogos representan la forma y la orientación de un pilar o implante clínico en el modelo de trabajo para procedimientos de laboratorios dentales. Los análogos solamente se utilizan en procedimientos de laboratorios dentales. No hay contacto con el paciente. No hay requisitos relativos a la esterilidad.

Copias calcinables (de BTR)

Las copias calcinables se utilizan como un auxiliar en un procedimiento de laboratorio dental para crear un molde para la copia de metal. Las copias calcinables solamente se utilizan en procedimientos de laboratorios dentales. No hay contacto con el paciente y no tiene un uso pretendido médico.


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismendi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522



PM 2246-11 MANOHAY ARGENTINA S.A.- Sistema de Implantes dentales con piezas protésicas, accesorios e Instrumental asociado.
3037 Registro de familia de productos médicos (Clase III)



9 4 6 7

023.2310

Modelo para encerado

Produkt-ID 048.088



El modelo para encerado se utiliza en procedimientos protésicos en laboratorios dentales. Los dispositivos no tienen contacto con el paciente.

Sistema de Almacenamiento Estuches



040.165


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





Los sistemas de Almacenamiento son apropiados para utilizarse en el almacenamiento de productos regenerativos, protésicos y quirúrgicos del sistema de implantes dentales Straumann.

Los Estuches son apropiados para utilizarse en el almacenamiento y/o reprocesamiento de productos protésicos y quirúrgicos del sistema de implantes dentales Straumann.

Contraindicaciones

Contraindicado para tratamientos con sistemas de implantes no fabricados por Straumann®. Contraindicado en los casos en los que el tratamiento con implantes Straumann es contraindicado. Contraindicado en los casos con alergias conocidas a materiales utilizados. El uso no apropiado de los auxiliares dentales Straumann® puede resultar en serios daños al paciente.

Advertencias

Los auxiliares dentales Straumann® solamente deben ser utilizados por especialistas dentales capacitados en el uso del Sistema de Implantes Dentales Straumann®.

Los auxiliares dentales Straumann® que no están fijados de forma segura a una pieza de mano dental, deben protegerse contra aspiración cuando se utilizan de forma intraoral.

Cuidados/Precauciones

Asegurar una manipulación estéril y desinfectada. Nunca utilice componentes potencialmente contaminados. Utilizar solamente dispositivos reprocesados adecuadamente.

Los productos deben ser protegidos contra aspiración cuando se utilizan de forma intraoral.

Embalaje

El embalaje está compuesto por un sistema de barrera no esterilizadora y un embalaje de protección. El embalaje ha sido diseñado y desarrollado para mantener la calidad del producto después del transporte y almacenamiento contra humedad y luz solar directa.

Los Instrumentos Straumann

Los Instrumentos Straumann® son indicados para su uso en la planificación, colocación, mantenimiento y explantación de los implantes del Sistema de Implantes Dentales Straumann®. Las herramientas de planificación y las ayudas facilitan la planificación apropiada de la colocación de los Implantes Straumann® con respecto a la anchura mínima, distancia de los dientes adyacentes, distancia entre implantes, espacio oclusal mínimo, requisitos mínimos de espacio vertical para el acceso de instrumentos quirúrgicos y selección de la longitud del implante. Los instrumentos de preparación de la cama del implante son usados para la preparación osteótoma antes de la colocación del implante. Los instrumentos guiados ofrecen, además de eso, la funcionalidad de realizar acciones de corte en tejidos blandos y huesos de modo guiado, dando un mejor control del eje y de la profundidad de corte. Los instrumentos de transmisión de torque aplican o transmiten torque a los instrumentos, implantes o


Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTINI
FARMACÉUTICA
M.N. N° 15.527





dispositivos protésicos, y también pueden ser usados en conjunto con piezas quirúrgicas. Los instrumentos de explantación son utilizados para extraer (retirar) implantes. Los instrumentos de mantenimiento de implantes son usados para retirar la placa de las superficies de implantes durante los procedimientos de mantenimiento. El auxiliar de liberación es un instrumento dental destinado a separar el Transferidor Loxim™ del implante después de la inserción en situaciones en que se debe evitar el uso excesivo de fuerza de tracción en el implante. Los estuches son utilizados para almacenar y esterilizar instrumentos del Sistema de Implantes Dentales Straumann®.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

El Sistema de Implantes Dentales Straumann

El Sistema de Implantes Dentales Straumann es un sistema integrado de implantes dentales endóseos proyectado para ser colocado quirúrgicamente en el hueso de la arcada dental superior o inferior para ofrecer soporte a dispositivos protésicos, coronas, puentes o dentaduras, para pacientes parcial o completamente edéntulos, buscando restaurar la masticación del paciente. El sistema está formado por varios implantes dentales, conexiones, cicatrizadores, tornillos de cierre y piezas e instrumentos protésicos y quirúrgicos.

Los Instrumentos Straumann

▪ Instrumentos Invasivos Quirúrgicamente

Instrumentos de Corte (Brocas redondas, Brocas Fresadoras, Brocas Piloto (uso único / multiuso), Brocas Espirales (uso único / multiuso), Brocas de Perfil, Perfiladores Óseos, Llaves, Brocas Trépano, incluye instrumentos de corte guiados)

Los instrumentos de corte son instrumentos de acero inoxidable con extensión linear que pueden ser conectados a una pieza eléctrica o a una llave de carraca con extremo filoso en la punta del instrumento para perforar o cortar en huesos o mucosas.

Calibradores de profundidad y pinos de alineamiento son varillas de titanio cilíndricas diseñadas para encastrar en la osteotomía durante la preparación de la cama del implante con marcaciones a láser y ranuras concéntricas para marcas indicadoras de profundidad.

El **modelo quirúrgico** es una placa plástica personalizada con formato predefinido y configuración de perforaciones previa para uso en la colocación en el maxilar superior o inferior del paciente. Esto ayuda a guiar los instrumentos durante la cirugía dental guiada.

Los **bujes** son bujes cilíndricos con hoyo interno liso y elementos de retención en la superficie lateral para encastre en modelos quirúrgicos


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismóni
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





Los **Osteótomos** son instrumentos metálicos sostenidos manualmente durante las cirugías dentales para moldeado y condensación del hueso. Los dispositivos poseen marcas indicadoras de profundidad para control de profundidad visual o mecánico en conjunto con el dispositivo de control de profundidad. El otro lado posee un mango que puede ser usado como pieza de impacto, ej. martillo. Las dos piezas están conectadas linealmente o en ángulo para permitir acceso al área bucal deseada.

Los **Topes de brocas** son bujes plásticos con interfaz para conexión a perforadoras, para controlar la profundidad de la perforación.

La **Broca de explantación** es un dispositivo con cánulas con centro hueco y borde circunferencial de corte proyectado para perforación sobre el implante y exposición para su retirada.

El **cilindro guía** es una biela cilíndrica con una interfaz correspondiente al implante dental que puede ser conectada al implante. La superficie lateral del cilindro actúa como superficie guía para la broca de explantación.

El **buje guía** es un buje cilíndrico con una interfaz interna correspondiente al implante dental y pilar que puede ser colocado sobre el implante envolviendo el pilar. La superficie lateral del cilindro actúa como superficie guía para la broca de explantación.

El **dispositivo extractor** es un eje con interfaz para el implante y el dispositivo de transmisión de torque. Es un dispositivo dental operado manualmente usado para recuperar un implante dental debido al funcionamiento incorrecto de la cavidad oral.

Los **indicadores de posición** son réplicas de los monotipos de implante dental. Poseen porción endoósea cilíndrica que encastra en el hoyo de la broca durante la preparación de la cama del implante e indica la situación final del implante en el hueso.

Los **punzones de mucosa** son bujes cilíndricos con borde circunferencial de corte en un extremo e interfaz para conexión al dispositivo quirúrgico en el otro. Son instrumentos dentales usados para retirar una sección circular de la encía durante la cirugía dental para permitir acceso al local de perforación y colocación del implante dental.

El **pino de fijación del modelo** es una biela cilíndrica que posee interfaz para los bujes de cirugía guiada, y en el otro extremo posee un diámetro que permite la inserción en la osteotomía durante la preparación de la cama del implante para fijar el modelo quirúrgico durante la cirugía guiada.

La **cureta** es un instrumento plástico con extensión lineal, mango en el medio y dos puntas con bordes diseñados para actuar como dispositivos extractores de placa.


Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





Las **Pinzas** son instrumentos sostenidos manualmente para agarrar y sostener revestimientos dentales durante la cirugía. Posee dos láminas conjuntas con puntas serradas en los extremos.

Los **dispositivos de inserción** son dispositivos dentales metálicos usados para apretar implantes dentales con el torque adecuado.

Los **Mangos de brocas** son dispositivos quirúrgicos tubulares sostenidos manualmente que deberán ser colocados dentro de un buje de broca o un hoyo del modelo. Están destinados a guiar instrumentos giratorios.

El **Straumann Ti-Brush** es un dispositivo tipo pincel usado para la retirada de tejido granular inflamatorio en la superficie de implantes dentales que pueden sufrir periimplantitis. El dispositivo retira mecánicamente la contaminación de la superficie de los implantes sin dañar la integridad de la superficie implantar.

▪ Instrumentos Invasivos (No Quirúrgicos)

Los **Adaptadores** son instrumentos quirúrgicos con interfaz de conexión a un dispositivo de aplicación de torque y una interfaz de conexión a dispositivos receptores de torque.

Auxiliares de planificación

La Llave T de Diagnóstico es un dispositivo de planificación con formato en T que indica la distancia interproximal necesaria, desde el centro del implante al diente adyacente, y el espacio oclusal mínimo necesario para colocación del implante en el caso de los implantes Straumann Tissue Level.

El indicador de distancia es un calibrador por tacto que indica la distancia interimplante necesaria al colocar dos implantes adyacentes, uno al lado del otro.

Posee varias láminas con anillo planificador circular en las puntas que corresponde a los diámetros laterales de los implantes correspondientes. Las láminas pueden ser posicionadas paralelas a las otras y ser sostenidas por traba.


La esfera de referencia de rayos x es una esfera metálica fabricada en metal radiopaco con diámetro de 5 mm.

Los modelos de rayos x son transparencias plásticas y están impresas con informaciones que permiten la selección correcta del tipo, diámetro y largo del implante en la radiografía del maxilar con base en el radio de referencia de la esfera de referencia comparado a la imagen de la transparencia.


Llave de carraca con o sin dispositivo de control de torque e instrumentos de mantenimiento

La llave de carraca es un instrumento dental sostenido manualmente para aplicar torque perpendicular a la dirección de extensión lineal. La llave de carraca posee un tornillo embutido que permite el contragiro contra el dispositivo de transmisión de torque sin necesidad de girarlo.


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522



El dispositivo de control de torque es un buje cilíndrico que puede ser colocado en la llave de carraca con una palanca flexible que puede ser usada como dispositivo indicador de torque cuando el torque es aplicado a la palanca.

El instrumento de mantenimiento es una llave de torque usada para el armado y desarmado de la llave de carraca.

Los **Destornilladores** son instrumentos metálicos que encastran en la cabeza del tornillo para aplicar torque buscando apretar o aflojar el tornillo durante un procedimiento quirúrgico.

La **Llave fijadora** es una llave de tornillo con una conexión abierta y cerrada para la tuerca correspondiente en ambos extremos de la llave.

La **Llave de tope** es un instrumento dental proyectado para limitar la profundidad de inserción de un implante guiado durante la inserción en el hueso usado modelo quirúrgico.

El **Auxiliar de Liberación NTP** es un instrumento dental proyectado para permitir la retirada del Transferidor del implante sin necesidad de aplicar fuerza de tracción en el implante.

El auxiliar de liberación está destinado a separar el transferidor del implante después de la inserción en situaciones en que se debe evitar el uso excesivo de fuerza de tracción en el implante.

Conjunto de Herramientas

Guías de brocas e instrumentos guía (dispositivos centralizadores): Las guías de brocas o instrumentos guía son colocados en la lateral del implante o en el cono del implante y son usados para el alineado correcto de brocas o llaves.

Fijador de la guía de la broca: El fijador de la guía de la broca ayuda a sostener firmemente las guías de las brocas durante el procedimiento de perforación o apretado.


Tornillo Allen: El tornillo Allen es usado para conectar la guía de la broca al fijador. El tornillo es "operado" con el destornillador Allen.


Brocas: Las brocas están destinadas a perforar un hoyo en el tornillo/pilar fracturado o perforar estos componentes para extracción. Las brocas son compatibles con herramientas existentes en el mercado.

Buje extractor, tornillo oclusal SCS: Caso el pilar SynOcta no pueda ser extraído con las pinzas después de la perforación, el buje extractor es colocado en el implante. Posteriormente, el tornillo SCS es colocado y apretado con un destornillador SCS para liberar el pilar SynOcta del implante.

Herramienta extractora de tornillos: La herramienta extractora de tornillos está especialmente diseñada para retirar tornillos fracturados de dentro de los implantes.


Herman Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


OMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 16.522



9 4 6 7



Tornillos extractores: Los tornillos extractores son utilizados para retirar pilares dañados. Para eso, el tornillo extractor es colocado en el hoyo existente, una llave de carraca es colocada en el tornillo y fijada con la llave guía. El tornillo extractor en conjunto con el pilar dañado son entonces retirados del implante.

Llave de carraca y llave guía: La llave guía es usada para fijación de la llave de carraca en el tornillo extractor, permitiendo la retirada de tornillos fracturados.

Llaves: Las llaves son usadas para restaurar la rosca dentro del implante, permitiendo la posterior colocación de un pilar nuevo.

Pinzas: Caso el tornillo SCS del pilar SynOcta de 1.5/ 2.5 este dañado, las pinzas son utilizadas para retirar el pilar SynOcta después del procedimiento de perforación, o aún usadas para colocar un tornillo oclusal SCS. Las pinzas también pueden ser usadas para retirar un tornillo fracturado flojo de un implante.

▪ Instrumentos no invasivos

El **auxiliar de tope de perforación** es un bloque plástico con hoyos cilíndricos para parada de la broca, y las brocas correspondientes pueden ser colocadas para armado o desarmado.

Los **pinceles de limpieza** son espirales de cables de acero inoxidable con un pincel espiral con cerda plásticas suaves.

El **Estuche Quirúrgico** es un contenedor usado para el almacenamiento y reprocesado seguro de los instrumentos quirúrgicos y auxiliares del Sistema de Implantes Dentales Straumann®. Además de su función principal, el Estuche Quirúrgico Straumann® posee diagramas de flujo con diferentes códigos de colores y pictogramas de instrumentos para facilitar el procedimiento quirúrgico.

INDICACIONES

Los Instrumentos Straumann® son usados para planear, preparar y realizar procedimientos quirúrgicos para la colocación, el mantenimiento y la extracción de Implantes Dentales Straumann®. La Llave Ósea es indicada sólo para uso con huesos de Clase 1.

Los instrumentos del Conjunto de Herramientas Straumann® son utilizados para la restauración de los Implantes Dentales Straumann® de varios tipos y con diferentes plataformas en caso de componentes protésicos atorados o dañados.

El Dispositivo de Explantación Straumann® de 48 horas para el Sistema de Implantes Dentales Straumann® puede ser usado sólo en la implantación de implantes Straumann® sin osteointegración.


Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado


ROMINA ANDREA MARTÍN
FARMACEUTICA
M.N. N° 15.522





TiBrush es un instrumento de desbridación para implantes dentales de titanio que sufren de periimplantitis. Es indicado para el uso abierto en superficies implantares de titanio con defectos óseos provocados por periimplantitis.

9 4 6 7

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado para tratamientos con sistemas de implantes no fabricados por Straumann®. Contraindicado en los casos en los que el tratamiento con implantes Straumann es contraindicado. Contraindicado en los casos con alergias conocidas a materiales utilizados. El uso no apropiado de los Instrumentos Straumann® puede resultar en serios daños al paciente.

ADVERTENCIAS


Las descripciones dadas a seguir no son suficientes para permitir el uso inmediato de los instrumentos del Sistema de Implantes Dentales Straumann®. Los Instrumentos Straumann® solamente deben ser utilizados por especialistas dentales capacitados en el uso del Sistema de Implantes Dentales Straumann®.

Los Instrumentos Straumann® que no están fijados de forma segura a una pieza de mano dental, deben protegerse contra aspiración cuando se utilizan de forma intraoral. El cable fijador, el dique de goma o la gasa pueden ser usados con ese objetivo. No utilice instrumentos dañados o desafilados. Siempre inspeccione los instrumentos antes de usar. Nunca limpie instrumentos y estuches de esterilización con pinceles metálicos o lanas de acero. Todos los instrumentos, incluyendo estuches de esterilización, no deben ser expuestos a temperaturas superiores a 134°C (273°F). No está permitido el uso de esterilización por rayos. No esterilice con métodos que usen aire caliente, radiación, plasma, formaldehído u óxido de etileno.

CUIDADOS/PRECAUCIONES

Asegurar un manejo esterilizado. Nunca utilice componentes potencialmente contaminados. Utilizar solamente dispositivos reprocessados adecuadamente.

Los productos deben ser protegidos contra aspiración cuando se utilizan de forma intraoral.



Hernan Kina
Manohay Argentina S.A.
Apoderado



Pablo Gismondi
Manohay Argentina S.A.
Apoderado



ROMINA ANDREA MARTIN
FARMACEUTICA
M.N. N° 16.622

