



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-8684-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 24 de Agosto de 2018

Referencia: 1-47-3110-002976-18-1

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-002976-18-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones PROYECTO TOMORROW S.R.L., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca LEFIS, nombre descriptivo Sistema de laser de Diodo Dermatológico y nombre técnico Láseres, de Diodo, de acuerdo con lo solicitado por PROYECTO TOMORROW S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2018-36165922-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-2132-4”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Sistema de laser de Diodo Dermatológico.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-220 Láseres, de Diodo.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): LEFIS

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Depilación, acné, tratamientos vasculares, rejuvenecimiento de la piel.

Modelo/s: LFS 808

Período de vida útil: 10 años.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Forma de presentación: Unitario.

Nombre del fabricante: Beijing Lefis Tech Co. Ltd.

Lugar/es de elaboración: Yi An Industrial District, Yanjiao Development Zone, Beijing, China.

Expediente N° 1-47-3110-2976-18-1


Digitally signed by CHIALE Carlos Alberto
Date: 2018.08.24 14:31:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Alberto Chiale
Administrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica



PROYECTO DE ROTULO

1. Fabricado por: Beijing Lefis Tech. Co. Ltd. – Yi An Industrial District, Yanjiao Development Zone, Beijing, China.
2. Importado por Proyecto Tomorrow SRL – Av. Rivadavia 5040 Piso 11, CP: 1424, Ciudad Autonoma de Buenos aires
3. Sistema de laser de Diodo dermatologico, Modelo: LFS 808, Marca: LEFIS
4. Serie Nº:
5. Conservar en lugar fresco y seco.
6. Ver instrucciones de uso en el manual del usuario.
7. Ver precauciones, advertencias y contraindicaciones en instrucciones de uso.
8. Director técnico: OMAR TOLISANO – Farmacéutico – M.Nº 12351.
9. Autorizado por la A.N.M.A.T – Registro PM-2132-4.
10. Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias


PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT: 30-71234046-7
DANIEL FEIJOO
Socio Gerente


OMAR TOLISANO
DIRECTOR TECNICO
FARMACEUTICO M.N 12351

11


IF-2018-36165922-APN-DNPM#ANMAT



PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO


1. Fabricado por: Beijing Lefis Tech. Co. Ltd. – Yi An Industrial District, Yanjiao Development Zone, Beijing, China.
2. Importado por Proyecto Tomorrow SRL – Av. Rivadavia 5040 Piso 11, CP: 1424, Ciudad Autonoma de Buenos aires
3. Sistema de laser de diodo dermatologico, Modelo: LFS 808, Marca: LEFIS
4. Conservar en lugar fresco y seco.
5. Ver instrucciones de uso en el manual del usuario.
6. Ver precauciones, advertencias y contraindicaciones en instrucciones de uso.
7. Director técnico: OMAR TOLISANO – Farmacéutico – M.Nº 12351.
8. Autorizado por la A.N.M.A.T – Registro PM-2132-4
9. Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias


PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT: 30-71294046-7
DANIEL FEIJOO
Socio Gerente


OMAR TOLISANO
DIRECTOR TECNICO
FARMACEUTICO M.N 12351

12

IF-2018-36165922-APN-DNPM#ANMAT



Instalación del sistema.


1) Operación de preparación y conexión.

-- El dispositivo es adecuado para ser instalado y utilizado en un entorno similar al de una clínica. Los clientes pueden finalizar la instalación siguiendo los pasos a continuación:

--Abra el embalaje del dispositivo.

-- Verifique si el dispositivo o los accesorios están rotos.

--Insertar las herramientas de mano correctamente, solicite a los expertos que conecten la cadena cuando sea necesario.



Antes de instalar los mangos, compruebe si hay suciedad en el mango y en la interfaz del huésped [host interface]. Si el anillo de silicona está intacto, limpie o reemplace el nuevo anillo de silicona a tiempo.

--Conecte el pedal con la interfaz del pedal detrás del dispositivo.

-- Agregue agua destilada o agua purificada de la entrada de agua.

--Inserte la llave.

--Enchufe el cable de alimentación en la toma de corriente adecuada.


--Compruebe todas las conexiones para garantizar una conexión adecuada.

PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT 30-71234046-7
DANIEL FEIJOO
Socio Gerente

OMAR TOLISANO
DIRECTOR TÉCNICO
FARMACEUTICO M.N 12351

13

IF-2018-36165922-APN-DNPM#ANMAT



2) Lista de embalaje del sistema.

Host X1

Línea de alimentación X1

Tres núcleos Pie X1

Conmutador de pedal X1

Manivela X1

Llaves x2

Embudo X1

CPC Macho (agregar agua, herramientas de drenaje) X1

Colgante X1

Fliter X1

Fusible X2

4 * 12 tornillos X2

3) Requisitos de potencia de entrada y entorno.

Los requisitos se enumeran a continuación:

Entrada: 230 V ~, 50 Hz, / 110 V ~, 60 Hz.

- Las sustancias corrosivas pueden dañar los componentes eléctricos, por lo tanto, no se permite que el equipo se ponga en un ambiente corrosivo.

- El polvo del metal puede dañar los componentes eléctricos, y las partículas de polvo absorben la luz y el calor. Por lo tanto, las partículas de polvo deben ser minimizadas.

PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT: 30-71234046-7
DANIEL FEIJOO
Socio Gerente

OMAR TOLISANO
FARMACEUTICO M.N. 12351
E-20180306022-A-PN-DNPM#ANMAT

14



--Para lograr un rendimiento óptimo del dispositivo, la temperatura ambiental debe mantenerse a 20 °C -25 °C (68 °F -77 °F) y la humedad no debe ser inferior al 80%.

No almacene el dispositivo con agua a una temperatura inferior a 2 °C (35 °F).

4) Transporte de la máquina.


- Antes de mover el dispositivo, saque las llaves y las líneas eléctricas.
- Si mueve por una larga distancia la máquina, drene toda el agua.
- La pieza de mano cuelga del soporte.
- Cuando mueva el dispositivo, asegúrese de que el dispositivo esté en equilibrio, no lo incline.

Operación del sistema.

1) Encenderlo.

- Antes de encender la máquina, verifique la conexión entre el cable de alimentación y el dispositivo.

--El voltaje peligroso existe en el equipo.



- La pieza de mano puede dar salida al láser, por lo tanto, todas las personas en la sala de deben usar gafas protectoras.
- Independientemente del uso de gafas protectoras, no se permite mirar directamente al punto de salida del láser. Excepto por el área de tratamiento, la pieza de mano no puede apuntar a otras partes.


Gire la llave de contacto a la posición "ON".

PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT: 30-71234046-7
DANIEL FEIJOO
Socio Gerente


15
DANIEL TOLISANO
DIRECTOR TÉCNICO
IP-2018-36866902-M.A.P.N.DNPM#ANMAT



2) Interfaz del usuario.




Seleccione el tipo de piel, presione el menú de energía, el menú del ancho de pulso, el menú de frecuencia y presione arriba y abajo para ajustar los parámetros correspondientes.





Enfriamiento



Energía	1-180 J/cm2
Ancho del pulso (tiempo del pulso)	1Hz-10Hz
Frecuencia (el tiempo de la salida del láser por segundo).	Guardar los parámetros actuales
Guardar	Regresar a la interfaz principal
Interfaz principal	Restablecer los parámetros actuales
Reiniciar	Tasa de flujo de agua del sistema de enfriamiento
Flujo de agua	Temperatura del agua de refrigeración
Indicador	El sistema es normal. Reemplazo de la pieza de mano. Sistema listo. La pieza de mano no está identificada. Suelte el interruptor de pie (presione la tecla LISTO cuando no se suelte el interruptor de pie) Alarma de flujo de agua (caudal de agua menor que 2) Alarma de temperatura (cuando la temperatura del agua excede los 34 grados)
Aplicaciones actuales y aplicaciones totales	Aplicaciones actuales y aplicaciones totales


-Los operadores y clientes deben usar gafas protectoras especiales para evitar que el láser dañe los ojos.

PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT: 30-71234046-7
DANIEL FEIJOO
Socio Gerente

OMAR TOLISANO
DIRECTOR TECNICO
FARMACEUTICO M.N. 12351
página 7 de 13



- Limpie el área de tratamiento, afeite la mayoría del vello para obtener un fácil tratamiento.
- Aplique una capa de gel en el área de tratamiento, haga clic en el botón Inicio, sostenga el cabezal del láser cerca del área de tratamiento, suelte el pedal para comenzar el tratamiento.



Seguridad.

2. Clasificación del motor.

Protección contra descargas eléctricas: clase I, tipo B; Clase a prueba de líquidos: equipo ordinario.

No es adecuado para entornos inflamables.

Modo de ejecución: intermitente y continuo.

2) Requisitos para el funcionamiento.

Antes de operar el sistema, el operador debe leer este manual familiarizado con todos los requisitos de seguridad y los procedimientos operativos.

Las operaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con las disposiciones de LFS-808 ICE. Familiarícese con la operación.

Siga los procedimientos operativos correctos y comprenda las señales de advertencia; Comprender el informe del accidente.

Entender la respuesta biológica sobre el daño del láser.

Cuando se usa la máquina, la máquina debe apagarse, quitarle las llaves y mantenerla segura. Las personas no autorizadas no deben tocar el equipo.

La absorción de energía aumentará la temperatura del material, por lo tanto, no trabaje en un entorno donde existan objetos inflamables.

Mantener las superficies de la máquina limpias, limpiadas adecuadamente antes de operar la máquina.

3) Si usa alcohol para limpiar o desinfectar, asegúrese de que la máquina esté seca antes de operar.

PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT: 30-71234046-7
DANIEL FEIJOO
Socio Gerente

18
2018-26165922-APN-DNPM#ANMAT
OMAR POLTSANO
DIRECTOR TECNICO
FARMACEUTICO M.N. 12351



- Este sistema es la primera clase de productos láser, la cabeza del láser está conectada con un letrero láser.
- Durante el funcionamiento del dispositivo, tanto el operador como el paciente deben usar gafas protectoras.
- No mire dentro de la cabeza de radiación láser, ni siquiera con gafas protectoras.
- La energía del láser puede causar un calor excesivo que podría causar daños a la piel, por lo tanto, siga todas las instrucciones del procedimiento.
- Asegúrese de saber cómo cerrar la máquina cuando ocurre una emergencia.
 - Cuando la máquina no esté en uso, cuelgue la pieza de mano en el soporte.

8) Seguridad eléctrica.

- Apague el dispositivo y desconecte la fuente de alimentación cuando la máquina esté en mantenimiento.
- El dispositivo pesa aproximadamente 60 kg más o menos, es mejor no moverse con frecuencia.
- A través de las líneas eléctricas, el cable de tierra de este equipo está conectado al dispositivo de conexión a tierra para una operación segura.
- Este equipo genera alto voltaje en el interior. Incluso cuando la unidad está apagada, todavía hay electricidad en algunas partes. Por lo tanto, cubra toda la carcasa. Excepto por el fabricante y su personal de servicio autorizado, nadie debe abrir la carcasa, de lo contrario, provocará una descarga eléctrica.

9) Botón del sistema especial.

Hay una LLAVE que se usa para encender la máquina. Independientemente del estado de la máquina, siempre que presione el interruptor rojo para parar la máquina de emergencia, la máquina se apagará inmediatamente. El indicador se iluminará cuando la máquina esté funcionando. El interruptor de cadena debe estar conectado a la máquina; de lo contrario, el sistema no puede funcionar correctamente.

10) Seguridad del paciente.

Antes de realizar el tratamiento, para realizarlo correctamente, los usuarios deben conocer la historia clínica del paciente y firmar un acuerdo con los pacientes sobre los resultados que puede llegar a tener el tratamiento.

PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT: 30-71234046-7
DANIEL FEIJOO
Socio Gerente

DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
ANMAT
FARMACEUTICO M.N. 12351

19



11) Seguridad contra incendios.



La absorción de energía lumínica aumenta la temperatura de la sustancia. No use el equipo en un lugar con material combustible.

Mantenga la superficie del equipo limpia; antes del tratamiento, se permite usar detergente adecuado para la limpieza.

Si usa alcohol para limpiar y desinfectar, asegúrese de que el dispositivo esté completamente seco antes de operar el equipo.

Advertencias del tratamiento.

2) Contraindicaciones.

Las personas con los siguientes síntomas no son aptas para recibir el tratamiento.

- Lesiones o pigmentos malignos. Piel sensible a la luz.
- El embarazo.
- Usar drogas sin condensación. Cicatrices físicas.
- Infecciones bacterianas.
- Deficiencias del sistema inmune. Esclerodermia.
- Diabetes.
- Otras enfermedades también deben tenerse en cuenta.

2) Preparación previa al tratamiento.

- Completar o actualizar el historial médico del paciente.
- Excluir a los pacientes con contraindicaciones como las anteriores.
- Conocer por qué los pacientes buscan el tratamiento y sus expectativas sobre los tratamientos, decirles a los pacientes qué resultados podrían lograr con el tratamiento, qué resultados del tratamiento se podrían producir, qué efectos secundarios y malestar pueden generarse.
- Los pacientes deben ser informados de los problemas de seguridad de la siguiente manera.

3) Atención.

PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT: 30-71294046-7
DANIEL FEIJOO
Socio Gerente

OMAR TORRESANO DNPM#ANMAT
DIRECTOR TECNICO
FARMACEUTICO M.N 12351

20



- Cuando trate el área orbital, use la placa del párpado para proteger el ojo. Los médicos y asistentes deben usar gafas protectoras.

-No use accesorios reflectantes, tales como: relojes, collares, pulseras.

-La sala de tratamiento debe tener señales de advertencia y se prohíbe el ingreso.

4) Parámetro del tratamiento.

-Es necesario elegir los parámetros de tratamiento correctos para un tratamiento exitoso.

-Generalmente, los parámetros de tratamiento deben establecerse a partir de la configuración más baja, la energía debe aumentarse gradualmente para evitar los efectos secundarios.

- El tratamiento de la piel fotoenvejecida es similar al de la piel con cicatrices. Clasificación del tipo de piel Patrick.

5) Los problemas después del tratamiento.

- Después del tratamiento, se recomienda poner una compresa fría en el área de tratamiento, pero no la compresa de hielo.

- Dentro de dos semanas después del tratamiento, es mejor no exponer la piel a la luz solar.

- Puede haber enrojecimiento de la piel o eritema después del tratamiento, pero estos síntomas desaparecerán dentro de los seis meses posteriores al tratamiento.

- Ampollas o úlceras en la piel después del tratamiento, use antibióticos o póngale ungüento para tratar el área.

-Después de dos semanas de tratamiento, se recomienda el uso de dos a cuatro semanas de hidroquinona (2-5%) y crema de hidrocortisona (1%).

-Para el paciente de piel tipo III o IV, la pigmentación puede aparecer de dos a cuatro semanas después del tratamiento. Pero desaparecerá en tres meses.

Rutina de mantenimiento.

4) Limpieza del equipo.

El equipo debe limpiarse al menos una vez por semana. Apague la máquina limpie la superficie de la máquina. Evite el flujo de líquido en la máquina.

Antes y después de cada tratamiento, desinfecte las herramientas utilizadas por el paciente y el operador, como las manijas, las gafas protectoras, entre otras. Cuando desinfecte la máquina, puede usar el 70% de la desinfección médica con alcohol.

PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT: 30-71234046-7
DANIEL FEIJOO
Socio Gerente

21
AF 2018-36165922-APN-DNPM#ANMAT
OMAR TOLISANO
DIRECTOR TECNICO
FARMACEUTICO M.N. 12351
página 11 de 13



5) Nota técnica.

- Equipo de terapia láser.
- Voltaje de entrada 230V ~, 50Hz, 1000VA.
- Marca CE.
- Fusible 220V ~, 10^a.
- Protección contra descargas eléctricas: Clase I, Tipo B Resiste la humedad:Equipo ordinario.
- Evite el contacto con material combustible. Modo de operación: Continuo.
- Productos láser de clase cuatro.

- 6) Al momento de diseñar el sistema hemos tenido en cuenta los requisitos ambientales, todos utilizamos materias primas seguras y no tóxicas en producción. Después de que se desecha el sistema, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, el sistema se clasifica correctamente, luego se maneja como desecho.

Mantenimiento y servicio.

Garantizamos a los clientes reparación gratis de los productos con fallas durante el periodo de garantía.

Durante el período de garantía, nuestra empresa o sus oficiales autorizados serán responsables del mantenimiento y reemplazo de cualquier producto comprobado en cuestión.

La máquina tiene 12 meses de garantía a partir de la fecha de envío, donde la placa de circuito, la pantalla táctil y los accesorios relacionados están cubiertos por la garantía, pero los artículos de consumo como filtros de agua de refrigeración, fusibles, entre otros, no están cubiertos por la garantía. Si utilizamos las piezas de repuesto no producidas por nuestra empresa, o las reparaciones no realizadas por el personal de la empresa, no están dentro del alcance de la garantía.

Además, el uso de materiales inadecuados o un mantenimiento inadecuado puede afectar el rendimiento de la máquina, lo que infringe las normas del dispositivo médico. Si ocurren problemas relacionados durante el uso, póngase en contacto con nuestra empresa. Sin embargo, la garantía no incluye lo siguiente:

Llevar a cabo un uso no estándar sin seguir las instrucciones y en consecuencia generar accidentes por el uso incorrecto de los artefactos.

El dispositivo es reparado o mejorado por nuestro personal no autorizado del departamento.


PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT: 30-71234046-7
DANIEL FEIJOO
Socio Gerente


IF-2018-36165922-APN-DNPM#ANMAT

OMAR TOLISANO
DIRECTOR TECNICO
FARMACEUTICO M.N. 12351



La máquina de trabajo debe tener una prueba de compra, una descripción detallada del problema y el número de serie del producto.

PROYECTO TOMORROW S.R.L.
CUIT: 30-71234046-7
DANIEL FEJOO
Socio Gerente

OMAR TOLISANO
DIRECTOR TECNICO
FARMACEUTICO M.N 12351

23

IF-2018-36165922-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-36165922-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 30 de Julio de 2018

Referencia: 1-47-3110-2976-18-1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.30 10:26:10 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.07.30 10:28:11 -03'00'

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-002976-18-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por PROYECTO TOMORROW S.R.L., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de laser de Diodo Dermatológico.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 18-220 Láseres, de Diodo.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): LEFIS

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Depilación, acné, tratamientos vasculares, rejuvenecimiento de la piel.

Modelo/s: LFS 808

Período de vida útil: 10 años.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Forma de presentación: Unitario.

Nombre del fabricante: Beijing Lefis Tech Co. Ltd.

Lugar/es de elaboración: Yi An Industrial District, Yanjiao Development Zone, Beijing, China.

A

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-2132-4,
con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición
autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-2976-18-1

Disposición Nº

008684

24 AGO. 2018


Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.