

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-2704-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 17 de Diciembre de 2018

Referencia: 1-47-3110-003239-18-2

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-003239-18-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones COVIDIEN ARGENTINA S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca MEDTRONIC nombre descriptivo Sistema de aplicación endovascular y nombre técnico Endoprótesis (Stents) Vasculares, de acuerdo con lo solicitado por COVIDIEN ARGENTINA S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2018-60968784-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM-2142-652", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Sistema de aplicación endovascular

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-461 Endoprótesis (Stents) Vasculares

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MEDTRONIC

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s: El sistema Heli-FX EndoAnchor está indicado para la fijación y el sellado entre endoprótesis vasculares aórticas y la arteria nativa. El sistema Heli-FX EndoAnchor está indicado en pacientes en los que las endoprótesis vasculares hayan presentado desplazamiento o endofugas o que presenten riesgo de sufrir estas complicaciones, en los cuales se requiere un aumento de la fijación radial o el sellado para recuperar o mantener una exclusión adecuada del aneurisma.

El implante EndoAnchor puede implantarse en el momento de la colocación inicial de la endoprótesis o durante una intervención secundaria (es decir, reparación).

Modelo/s:

SA-85 Aplicador Heli-FX con cassette EndoAnchor (contiene 10 implantes EndoAnchor) bvf

SG-64 Guía Heli-FX (alcance 22mm)

HG-16-62-28 Guía Heli-FX (alcance 28mm)

HA-18-114 Aplicador Heli-FX con Cassette Endo Anchor (contiene 10 implantes EndoAnchor)

HG-18-90-22 Guía Heli-FX (alcance 22mm)

HG-18-90-32 Guía Heli-FX (alcance 32mm)

HG-18-90-42 Guía Heli-FX (alcance 42mm)

EC-05 Cassette Auxiliar EndoAnchor Heli-FX (contiene 5 implantes EndoAnchor)

Vida útil: 2 años

Forma de presentación: Los componentes del sistema de EndoAnchors Heli-FX (guía Heli-FX, aplicador Heli-FX y casette con EndoAnchors) se suministran en un envase estéril independiente por unidad.

El aplicador Heli-FX incluye un EndoAnchor Cassette que contiene 10 EndoAnchors precargados.

El Cassette Auxiliar EndoAnchor Heli-FX se suministra por unidad conteniendo 5 EndoAnchors.

Método de Esterilización: Esterilizado por Óxido de Etileno

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del Fabricante: 1-Medtronic Inc.

2- Medtronic Ireland

Lugar/es de elaboración: 1-710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN, Estados Unidos 55432

2- Parkmore Business Park West, Galway, Irlanda

Expediente Nº 1-47-3110-003239-18-2

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2018.12.17 OB:21:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica



DISPOSICIÓN 2318/02 (T.O. 2004) ANEXO IIIB

RÓTULOS

Pag. 1 de 7
Silvana Muzzolini
Difecto il Técnica
M.N. 19657 - JM P. 17291
Covidien Argus 2018-69968784-APN-DNPM#ANMAT

Página 1 de 32



ANEXO IIIB - RÓTULO

Fabricado por:

Nombre del fabricante 1:

Medtronic Inc

Dirección (incluyendo Ciuda y País):

710 Medtronic Parkway. Minneapolis, MN, USA 55432

Nombre del fabricante 2:

Medtronic Ireland

Dirección (incluyendo Ciudad y País):

Parkmore Business Park West, Galway, Irlanda.

Importado por COVIDIEN ARGENTINA S.A.

Domicilio Fiscal/Comercial/Legal: Vedia 3616 - 2do piso, CABA, (C1430DAH), Argentina.

Teléfono: 5789-8500

Depósito: Marcos Sastre 1990, El Talar, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

Marca: Medtronic

Sistema de aplicación endova cular

Modelo: Aplicador Heli-FX col cassette EndoAnchor. Según corresponda.

CONTENIDO:

1 unidad con 10 EndoAnchors



Número de Lote



FECHA DE VENCIMIENTO: YYYY-MM-DD



No reuti zar



No Usar si el empaque está dañado



MR condicional

Pag. 2 de 7

M.N. Técnica M.N. M.P. 17291 Ap. IP 2018-60968784-APN-DNPM#ANMAT Covidien Argantina S.A

Página 2 de 32





Estertizado con Óxido de Etileno



Guardar el producto en un lugar seco



Consultar las Instrucciones de Uso



Apirógeno



Elaborado en

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

DT: Silvana Muzzolini, Farmadéutica M.P.: 14457 AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-2142-652

Pag. 3 de 7

72018-60968784-APN-DNPM#ANMAT



ANEXO IIIB - RÓTULO

Fabricado por:

Nombre del fabricante 1:

Medtronic Inc

Dirección (incluyendo Ciuda y País):

710 Medtronic Parkway. Minneapolis, MN, USA 55432

Nombre del fabricante 2:

Medtronic Ireland

Dirección (incluyendo Ciudad y País):

Parkmore Business Park West, Galway, Irlanda.

Importado por COVIDIEN AFGENTINA S.A.

Domicilio Fiscal/Comercial/Legal: Vedia 3616 - 2do piso, CABA, (C1430DAH), Argentina.

Teléfono: 5789-8500

Depósito: Marcos Sastre 1990, El Talar, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

Marca: Medtronic

Sistema de aplicación endovascular

Modelo: Guía Heli-FX. Segúr corresponda.

CONTENIDO:

1 unidad



Número de Lote



ECHA DE VENCIMIENTO: YYYY-MM-DD



No reutilizar



No utilizar si el envase está dañado

Pag. 4 de 7

Covidien Argentil

2018-60968784-APN-DNPM#ANMAT

S.A

Pagina 4 de 32





Consultar les Instrucciones de Uso



Esterilizado con Óxido de Etileno



Guardar el producto en un lugar seco



Apirógeno



Elaborado en

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

DT: Silvana Muzzolini, Farmacéutica M.P.: 14457 AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-2142-652

Pag. 5 de 7

Página 5 de 32



ANEXO IIIB - RÓTULO

Fabricado por:

Nombre del fabricante 1:

Medfronic Inc

Dirección (incluyendo Ciudad y País):

710 Medtronic Parkway. Min reapolis, MN, USA 55432

Nombre del fabricante 2:

Medtronic Ireland

Dirección (incluyendo Ciudad y País):

Parkmore Business Park West, Galway, Irlanda.

Importado por COVIDIEN ARGENTINA S.A.

Domicilio Fiscal/Comercial/Legal: Vedia 3616 - 2do piso, CABA, (C1430DAH), Argentina.

Teléfono: 5789-8500

Depósito: Marcos Sastre 1990, El Talar, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

Marga: Medtronic

Sistema de aplicación endova scular

Modelo: Cassette Auxiliar ErdoAnchor Heli-FX.

CONTENIDO: 1 unidad con 5 EndoAnchors.

LOT

Número de Lote

STERILEEO

Esterilizado con Óxido de Etileno



FECHA DE VENCIMIENTO: YYYY-MM-DD



Apirógeno



Guardar el producto en un lugar seco

Pag. 6 de 7

Silvana Muzzolini

-60968784-APN-DNPM#ANMAT

Página 6 de 32





No reutilizar



No utilizar si el envase está dañado



Elaborado en



Consultar las Instrucciones de Uso

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

DT: \$ilvana Muzzolini, Farmacéutica M.P.: 14457 AUTORIZADO POR LA ANNAT PM-2142-652

Pag. 7 de 7





DISPOSICIÓN 2318/02 (T.O. 2004) ANEXO IIIB

INSTRUCCIONES DE USO

Pag. 1 de 26

Silvana Muzzolini
Directo a Técnica
1.8 2018-60968784-APN-DNPM#ANMAT
Covidien Abentina S.A
Página 8 de 32



ANEXO III B - INSTRUCCIONES DE USO

Fabricado por:

Nombre del fabricante 1:

Medtranic Inc

Dirección (incluyendo Ciudad y País):

710 Medtronic Pkwy (Parkway) Minneapolis, MN, USA 55432

Nombre del fabricante 2:

Medtranic Ireland

Dirección (incluyendo Ciudad y País):

Parkmore Business Park West Galway, Irlanda.

Importado por COVIDIEN ARGENTINA S.A.

Domicilio Fiscal/Comercial/Legal: Vedia 3616 - 2do piso, CABA, (C1430DAH), Argentina.

Teléforio: 5789-8500

E-mail: rs.dtcovidien@medtron c.com

Depósito: Marcos Sastre 1990 El Talar, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

Marca:

Medtronic

Modelos:

SG-64 Guía Heli-FX (alcance 22mm)

HG-18-90-22 Guía Heli-FX (alcance 22mm)

HG-18-90-32 Guía Heli-FX (alcance 32mm)

HG-18-90-42 Guía Heli-FX (alcance 42mm)

HG-16-62-28 Guía Heli-FX (alcance 28mm)

SA-85 Aplicador Heli-FX con dessette EndoAnchor (contiene 10 implantes EndoAnchor)

HA-18-114 Aplicador Heli-FX don Cassette Endo Anchor (contiene 10 implantes EndoAnchor)

EC-05 Cassette Auxiliar Endo Inchor Heli-FX (contiene 5 implantes EndoAnchor)




No reutilizar



No utilizar si el envase está dañado

Pag. 2 de 26







Esterilizado con Óxido de Etileno



Guardar el producto en un lugar seco



Consultar las Instrucciones de Uso

CONDICION DE VENTA: VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES

SANITARIAS

DT: Silvana Muzzolini, Farmaccutica M.P.: 14457 AUTORIZADO POR LA ANMA PM-2142-652

Pag. 3 de 26





Descripción

Aplicador Heli-FX™

El aplicador Heli-FX es un dispositivo estéril, desechable y válido para uso en un solo paciente, diseñado para implantar un implante EndoAnchor en una sola intervención. Los implantes EndoAnchor se cargan en el aplicador desde el casete EndoAnchor colocando el extremo distal del aplicador en un puerto de un implante EndoAnchor no utilizado; cada puerto aloja un implante EndoAnchor.

Precaución: El implante Endoanchor tiene un borde frontal afilado. Tenga cuidado al manipular un aplicador cargado con un implante EndoAnchor.

El aplicador Helí-FX puede cartarse de nuevo y desplegarse varias veces en el mismo paciente. El aplicador está formado por un catéter y un mango de control. El mango de control incluye indicadores luminosos, botones de control y un motor alimentado con una pila alcalina de 9 V. El motor controla la rotación del implante EndoAnchor. La Figura 1 proporciona información detallada sobre los indicadores luminosos y los botones de control. El usuario pasa el catéter del aplicador a través de la luz de la guía Helí-FX hasta que el extremo distal del aplicador entra en contacto con la endoprótesis y la pared del vas p.

El aplicador está disponible en dos longitudes: 86 cm y 114 cm.

Clasificaciones

- · Equipo alimentado internamente
- Parte aplicable de tipo CF (a prueba de desfibrilación)
- Tipo IPX0 con respecto a la ettrada de agua
- El equipo no debe utilizarse en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso
- · Modo de funcionamiento: fundionamiento continuo

El implante EndoAnchor se implanta en un proceso de dos etapas para permitir que el médico repliegue el implante EndoAnchor y vuelva a colocarlo antes del despliegue final. Una serie de tonos acústicos e indicadores lumino os visibles indica durante el funcionamiento la posición del implante EndoAnchor y la dirección de n ovimiento disponible. En la *Figura 1* se detallan los componentes del aplicador Heli-FX:

Pag. 4 de 26
Silvana Muzzolini
Diztora Técnica
M.N. 1207 M.P. 17291
Covidien Age 100968784-APN-DNPM#ANMAT

Página 11 de 32




Estado del dispositivo	Indicador I minoso	Tono acústico		
	Flecha verde de avance: parpadea			
Implante EndpAnchor cargado	Flecha verde de retroceso: apagada	2 tonos		
	Indicador funinoso azul: apagado			
	Flecha verde de avance: parpadea			
Despliegue hasta el estado de pausa	Flecha verde de retroceso: parpadea	4 tonos		
	Indicador luninoso azuli apagado			
	Flecha verdi de avance: apagada			
Despliegue fihalizado	Flecha verde de retroceso, parpadea	3 tonos		
	Indicador funineso azul: apagado			
	Flecha verdi de avance: apagada	4.55.45.6.79.800.4		
Еттог	Flecha verde de retroceso: parpadea	4 tonos		
	Indicador luminoso azuli parpadea			
Acciones de los botones				
Boton de control de avance	Despliega un implante EndoAnchor hacia delante			
Botón de control de retroceso	(a) Enciend el aplicador Heli-FX; (b) carga un implante Endo estado de prusa	del aplicador Heli-FX; (b) carga un implante EndoAnchor; o (c) repliega un implante EndoAnchor en al aplicador desde el plusa		

Implante EndoAnchor y case EndoAnchor

EndoAnchor. Se acondicionan casete EndoAnchor auxiliar que contiene 5 implantes EndoAnchor.

El implante EndoAnchor está diseñado para fijar una endoprótesis a la pared del vaso. El implante EndoAnchor está fabricado col un alambre para uso médico de 0,5 mm de diámetro. El implante EndoAnchor tiene una longitud total de aproximadamente 4,5 mm y aproximadamente 3 mm de diámetro. El extremo frontal afilido facilita el despliegue atraumático a través del material protésico y de la pared del vaso. El implante EndoAnchor también penetra tejidos de hasta 2,0 mm de grosor con calcificación difusa. La barra transversal situada en el extremo proximal del implante EndoAnchor impide una penerración excesiva del implante EndoAnchor. El cuerpo del implante EndoAnchor tiene forma helicdidal, lo cual permite que el implante EndoAnchor se fije al tejido, fijando así la endoprótesis a la pared del vaso. La Figura 2 es una ilustración del implante 0 implantes EndoAnchor en un casete estéril que permite una carga sencilla y precisa en el aplicador Heli-FX. La Figura 3 es una ilustración del casete EndoAnchor que se suministra con el aplicador Heli-FX. Hay implantes EndoAnchor adicionales disponibles en un

Pag. 6 de 26








Figura 4. Guia Heli-FX con obturador

- 5. Obturador
- 6. Cierre hemostático
- 7. Puerto de enjuague

- Mango de control
- Cateter guia
- Marcas radiopacas
- 4. Mando deflector

La guía Heli-FX está disponible en 5 configuraciones de diámetro exterior, longitud y longitud de la punta desviable (o "alcance"). Las guías Heli-FX de 16 Fr de diámetro exterior tienen una longitud de trabajo de 62 cm y una longitud de la punta desviable de 22 mm o 28 mm. Las guías Heli-FX de 18 Fr de diámetro exterior tienen una longitud de trabajo de 90 cm y una longitud de la punta desviable

En la Figura 5 se muestra el alcance proporcionado por las diferentes configuraciones de la guía





Figura 5. Guías Heli-FX: longitudes disponibles de la punta desviable

- 5 22 mm
- 6. 16 Fr de diámetro exterior
- 7. 18 Fr de diámetro exterior

Pag. 8 de 26



de 22 mm, 32 mm o 42 mm.

Heli-FX desviada.

28 mm

22 mm

42 mm

32 mm



INDICACION DE USO

El sistema Heli-FX EndoAnchor está indicado para la fijación y el sellado entre endoprótesis vasculares aórticas y la arteria nativa. El sistema Heli-FX EndoAnchor está indicado en pacientes en los que las endoprótesis vasculares hayan presentado desplazamiento o endofugas o que presenten riesgo de sufrir estas complicaciones, en los cuales se requiere un aumento de la fijación radial o el sellado para recuperar o mante er una exclusión adecuada del aneu risma.

El implante EndoAnchor puede implantarse en el momento de la colocación inicial de la endoprótesis o durante una intervención secundaria (es decir, reparación).

CONTRAINDICACIONES

El tratamiento con el sistema Heli-FX EndoAnchor está contraindicado en las siguientes circunstancias:

- En padientes que presenten un trastorno que conlleve riesgo de infección de la endoprótesis.
- · En pacientes con una diátesis hemorrágica.
- En pacientes con alergias corpcidas al material del implante EndoAnchor (MP35N-LT).
- Juntamente con la endoprôtes s Endologix Powerlink™.

ADVERTENCIAS

Generales

Lea atentamente todas las instrucciones. Si no se siguen adecuadamente las instrucciones, contraindicaciones, advertencias y medidas preventivas, el paciente podría sufrir lesiones o consecuencias quirúrgicas graves.

- No utilice el producto si el envase está abierto.
- No se ha determinado el rerdimiento a largo plazo del implante EndoAnchor. Debe advertirse a todos los pacientes que el tratamiento endovascular de un aneurisma requiere visitas periódicas de seguimiento a largo plazo para evaluar el estado de salud de los pacientes y el funcionamiento de la endoprétesis. El implante EndoAnchor no reduce esta necesidad.
- El sistema Heli-FX EndoAnchor únicamente debe ser utilizado por médicos que hayan recibido formación en técnicas intervencionistas vasculares y en la reparación endovascular de aneurismas.
- El implante EndoAnchor, el sistema Heli-FX EndoAnchor y el sistema Heli-FX torácico EndoAnchor se han evaluado por medio de pruebas in vitro y se ha determinado que son compatibles con las endoprétesis Cook Zenith™, Cook Zenith TX2™, Gore Excluder™, Gore TAG™, Jotec E™-vita abdominal, Jotec E™-vita torácica, Medtronic AneuRx™, Medtronic Endurant™, Medtronic Talent™ para AAA, Medtronic Talent™ ara AAT y Medtronic Valiant™.
- Las instrucciones de uso de fabricante de la endoprótesis proporcionan recomendaciones sobre los intervalos de diámetro aó tico adecuados para la endoprótesis utilizada. Debido a que cada Pag. 9 de 26





endoprótesis puede estar indicada para un intervalo único de diámetros aórticos, no todos los modelos de las guías Heli-FX son aplicables a todas las endoprótesis. Consulte por compatibilidad de la guía Heli-FX basada en el diámetro aórtico y en el lugar tratado. El modelo adecuado del aplicador Heli-FX dependerá de la guía Heli-FX seleccionada.

- No se ha evaluado el uso con endoprótesis distintas de las anteriormente indicadas.
- Las evaluaciones en laboratorio del implante EndoAnchor con la endoprótesis Endologix Powerlink™ mostraron una propensión al desgarro del material protésico de ePTFE de la endoprótesis Powerlink al carcar la interfaz EndoAnchor/endoprótesis. La utilización del implante EndoAnchor con la endoprótes s Endologix Powerlink está contraindicada debido a que el desgarro del material protésico podría causar un desplazamiento de la endoprótesis o un canal de endofuga en el lugar del desgarro.
- Las pruebas de durabilidad acelerada in vitro del implante EndoAnchor con la endoprótesis Medtronic Talent™ para AAA mostraron la posibilidad de una ligera elongación del orificio del material protésico en el lugar de penetración del implante EndoAnchor bajo una carga axial intensa. Por consiguiente, el implante EndoAnchor debe utilizarse con precaución conjuntamente con las endoprótesis Medtronic Talent™ para AAA, sopesando los beneficios del uso del implante EndoAnchor frente a los posibles riesgos para el paciente. Considere la posibilidad de usar implantes EndoAnchor adicionales para distribuir mejor la carga axial.
- No se ha evaluado el rendimiento del implante EndoAnchor para la fijación de varios componentes endoprotésicos juntos. Si no se fijan implantes EndoAnchor al tejido aórtico, podría dañarse el tejido protésico y producirse la separación de los componentes, lo cual podría causar endofugas de tipo III.
- No se ha evaluado el rendimiento del implante EndoAnchor para la fijación de varias estructuras anatómicas juntas. Dicho uso podría causar consecuencias negativas para el paciente, tales como perforación vascular, hemorraga o episodios embólicos.
- No se ha evaluado el rendimiento del implante EndoAnchor en vasos distintos de la aorta. La utilización del implante EndoAnchor para fijar endoprótesis a otros vasos podría causar consecuencias negativas para el paciente tales como perforación vascular, hemorragia o lesión de estructuras adyacentes.

Selección, tratamiento y seguimiento de pacientes

- El diámetro (medido de pared interna a pared interna) y la morfología (tortuosidad, enfermedad oclusiva o calcificación mínimas) del vaso de acceso deben ser compatibles con las técnicas de acceso vascular y con los sistemas de liberación con el perfil de una vaina introductora vascular de 16 Fr d 18 Fr. Los vasos que presenten calcificación, estenosis o tortuosidad importantes o que estén revestidos por trombos preden impedir la colocación del sistema Heli-FX EndoAnchor.
- Las limitaciones anatómicas principales en las zonas de sellado aórtico previstas que pueden impedir el éxito del uso del sistema Heli-FX son, entre otras, la presencia de trombos, calcificación o Pag. 10 de 26





placa importantes en la zona de sellado prevista. Una calcificación irregular o excéntrica o la presencia de una placa pueden dificultar la fijación del implante EndoAnchor en el tejido aórtico e impedir la fijación y el sellado adecuados de la endoprótesis. Se excluyó del estudio clínico citado a los pacientes que presentaban una o más de las características indicadas a continuación

- Trombo, calcificación o placa > 2 mm de grosor en la zona de sellado.
- Trombo, calcificación o placa que cubriese > 50 % (180°) de la circunferencia del vaso en la zona de sellado.
- El sistema Heli-FX EndoAndnor no está recomendado en pacientes con sensibilidad o alergia conocida a los medios de contraste necesarios para los estudios de imagen de seguimiento intraoperatorios y posoperatorios ni en aquellos cuya función renal podría verse alterada por los protocolos de seguimiento necesarios para la endoprótesis vascular.
- No utilice el producto en pacientes con sensibilidad o alergia conocida a los materiales del dispositivo EndoAnchor (MP35N-LT, que es una aleación de níquel, cromo, molibdeno y cobalto).

Procedimiento de implantación

- Debe utilizarse anticoagulación sistémica durante el procedimiento de implantación conforme al protocolo del hospital y del médico. Si la heparina está contraindicada, debe valorarse el uso de un anticoagulante alternativo.
- Mantenga la posición de la guía introductora durante la introducción de la guía Heli-FX con el obturador.
- Utilice siempre fluoroscopia bara dirigir, liberar y observar los componentes del sistema Heli-FX dentro de la vasculatura.
- No continúe haciendo avanzar ninguna parte del sistema Heli-FX si nota resistencia durante el avance de la guía introductora la vaina o el catéter. Deténgase y evalúe la causa de la resistencia.
 Pueden producirse daños en el vaso, la endoprótesis o el catéter.
- La utilización del sistema Heli-FX EndoAnchor puede requerir la administración de un medio de contraste intravascular. Los pacientes con insuficiencia renal preexistente pueden presentar un mayor riesgo de fallo renal después de la operación. Debe tenerse cuidado de limitar la cantidad de medio de contraste utilizado du ante la intervención.
- Debe tenerse cuidado durante la manipulación de catéteres, guías introductoras y vainas dentro de un aneurisma y dentro de una endoprótesis previamente colocada. Las perturbaciones importantes pueden desprender fragmento: del trombo, lo que puede causar embolización distal, o provocar el desplazamiento de la endoprótesis, lo cual puede producir endofugas.
- La colocación incorrecta de la guía Heli-FX y del aplicador Heli-FX puede causar un despliegue incorrecto de un implante EndoAnchor.

Seguridad y compatibilidad don equipos de resonancia magnética

Pag. 11 de 26

Silvana Muzzolini M.N. 146572018-80988784-APN-DNPM#ANMAT Double Condien Argentina S.A

Página 16 de 32




- Se ha determinado que los implantes EndoAnchor son condicionalmente compatibles con la resonancia magnética (RM) con valores de inducción magnética iguales o inferiores a 3 T cuando el escáner está en el modo de funcionamiento normal con una tasa de absorción específica (TAE) promediada en todo el cuerpo de 2 W/kg, o en el modo de funcionamiento controlado de primer nivel con una TAE promediada en todo el cuerpo máxima de 4 W/kg.
- Las pruebas no clínicas con un sistema de RM de cuerpo completo Siemens 3T Trio con una bobina de transmisión corporal recepción corporal y una secuencia de eco de espín (TR = 500 ms y TE = 35 ms) produjeron un artefacto de imagen que se extendía menos de 10 mm desde los implantes EndoAnchor.
- Los valores permitidos para el campo magnético estático, el gradiente espacial y la tasa de absorción específica promediada en todo el cuerpo, dependen de los valores permitidos máximos para el sistema de endoprótes is con el que se van a utilizar los implantes EndoAnchor o de los valores para los implantes EndoAnchor, aquellos que sean menores.
- Debido a que los implantes EndoAnchor son pequeños y no han mostrado efectos de fuerza, par de torsión y calentamiento importantes, los valores que limitan la exposición a la RM para un paciente que tiene implantado un sistema de endoprótesis que incluye los implantes EndoAnchor son los habitualmente determinados para el sistema de endoprótesis.
- Consulte la documentación proporcionada por el fabricante del sistema de endoprótesis para conocer la clasificación de seguridad en relación con la RM del sistema de endoprótesis con el que se van a utilizar los implantes EndoAnchor.

Posibles efectos adversos

Los posibles efectos adversos asociados al sistema Heli-FX EndoAnchor son, entre otros, los siguientes:

- · Rotura del aneurisma
- Muerte
- · Embolización del implante EndoAnchor
- Endofugas (tipo III)
- · Fístula entérica
- Fallo en la corrección/prevendión de endofugas de tipo l
- Fallo en la prevención del desplazamiento de la endoprótesis
- Infección
- Complicaciones renales (oclusión/disección de la arteria renal o lesión renal aguda inducida por el medio de contraste)
- Ictus
- · Conversión de la cirugía a reparación abierta

Pag. 12 de 26





- Complicaciones en el acceso vascular, tales como infección, dolor, hematoma, seudoaneurisma y fístula arteriovenosa
- Lesión vascular, tal como disección, perforación y espasmo

La reparación endovascular de aneurismas en general puede asociarse a otros efectos adversos posibles. Consulte las instrucciones de uso proporcionadas con la endoprótesis para conocer otros efectos adversos posibles.

INFORMACIÓN DE USO CLÍNICO

Formación del médico

Consulte siempre las instrucciones de uso suministradas con el sistema de endoprótesis o con los componentes con los que se vayan a utilizar los implantes EndoAnchor para asegurarse de conocer debidamente las técnicas relacionadas con los dispositivos endoprotésicos.

Precaución: El sistema Heli-FX EndoAnchor debe ser utilizado únicamente por médicos que hayan recibido formación en el uso del dispositivo y en técnicas intervencionistas vasculares, incluida la reparación endovascular de aneurismas.

Los requisitos recomendados en relación con las aptitudes, los conocimientos y los recursos de los médicos que utilizan el sistema Heli-FX EndoAnchor son:

- · Conocimiento de las complicaciones asociadas a la reparación endovascular de AAA y AAT.
- Un equipo multidisciplinario que tenga experiencia combinada en los procedimientos siguientes:
 - Acceso vascular y complicaciones relacionadas.
 - Técnicas de guía y ca éter no selectivas y selectivas.
 - Interpretación de imágenes fluoroscópicas y angiográficas.
 - Técnicas de captura con lazo.
 - Uso apropiado del ma erial de contraste radiográfico.
 - Técnicas para reducir al mínimo la exposición a la radiación.

Inspección previa a la utilización

Inspeccione el dispositivo y el envase para verificar que no se haya producido ningún daño durante el transporte. No utilice este dispositivo si este ha sufrido daños o si se ha dañado o roto la barrera estéril. No utilice el producto si este ha sufrido daños. Devuélvalo a Medtronic Vascular, Inc., o a su distribuidor.

No utilide el producto después de la fecha "No utilizar después de" indicada en el envase.

Antes de utilizar el producto, compruebe que se han suministrado los dispositivos correctos (modelos apropiados del aplicador y la guía Heli-FX para la estructura anatómica que se va a tratar y cantidad suficiente de implantes EndoArchor) para el paciente, cotejando el dispositivo con la prescripción del médico para el paciente en cuestión.

Pag. 13 de 26





Materiales recomendados

- · Guía Heli-FX con obturador
- Aplicador Heli-FX con casete IndoAnchor
- Vaina introductora de 16 Fr o 8 Fr (o mayor), si lo desea.
- Guía introductora de 0,89 mm (0,035 pulgadas), longitud de intercambio 260 cm (o mayor)
- · Solución salina heparinizada para enjuagar el catéter
- · Guías alternativas y otros instrumentos endovasculares conforme a las preferencias del médico

INSTRUCCIONES DE USO

Lea este manual de instrucciones de uso antes de utilizar el sistema Heli-FX EndoAnchor. Las siguientes instrucciones representan una guía básica para la colocación del implante EndoAnchor. Pueden ser necesarias variaciones en los siguientes procedimientos. Estas instrucciones tienen por finalidad guiar al médico y no pueden reemplazar el juicio clínico del médico.

Información general sobre la utilización

Durante la utilización del siste ma Heli-FX EndoAnchor deben emplearse técnicas convencionales para la colocación de vainas de acceso arterial, catéteres guía, catéteres angiográficos y guías introductoras. La guía Heli-FX con obturador es compatible con guías introductoras de 0,89 mm (0,035 pulgadas) de diámetro.

Planificación previa a la implantación


• Determine la anatomía y la morfología exactas de las zonas de sellado aórtico previstas para la colocación de los implantes EndoAnchor. En la Tabla 3 se indica la guía Heli-FX apropiada en función del diámetro de la arter a aorta nativa que se va a tratar.

Tabla 3. Configuración de la punta de la guía Heli-FX y diámetro del vaso

Diámetro de la zona de sellado aórtico abdomiral	18-28 mm	28-32 mm	
Longitud de la punta y número de modelo de la guía Heli-FX	22 mm de alcance de la punta, SG-64	28 mm de alcance de la punta, HG-16-62-28	
Diámetro de la zona de sellado aórtico torácico	18-28 mm	28-38 mm	38-42 mm
Longitud de la punta y número de modelo de la guia Heli-FX	22 mm de alcance de la punta, HG-18-90-22	32 mm de alcance de la punta, HG-18-90-32	42 mm de alcance de la punta, HG-18-90-42

Precaución: La posición de los implantes EndoAnchor debe basarse en un examen detallado de las imágenes de TC preoperatorias en los casos en los que haya una placa irregular o excéntrica en las zonas de sellado previstas. Los implantes EndoAnchor deben implantarse únicamente en áreas de tejido aórtico que no presenten trombos o placas calcificadas o en las que estos sean difusos y tengan un grosor menor de 2 mm. El intento de colocar implantes EndoAnchor en caso de presencia intensa de placas

Pag. 14 de 26





o trombos puede asociarse a dicultad para la implantación y a una fijación o un sellado subóptimos de la endoprótesis.

Si se colocan los implantes EndoAnchor en el momento de la implantación de la endoprótesis vascular, implante primero la endoprótesis conforme a las instrucciones del fabricante.

Preparación de la intervención para el sistema Heli-FX EndoAnchor

- 1. Coloque al paciente en una mesa de estudios de imagen de manera que se permita la visualización fluoroscópica desde el cayado de la aorta hasta las bifurcaciones de la arteria femoral.
- 2. Asegure el acceso a una arteria femoral empleando una técnica convencional con una vaina introductora del tamaño apropiado para los sistemas liberadores que se van a utilizar. Los sistemas Heli-FX EndoAnchor de 16 Fr de diámetro exterior son compatibles con vainas de 16 Fr o mayores. Los sistemas Heli-FX EndoAnchor de 18 Fr de diámetro exterior son compatibles con vainas de 18 Fr o mayores.
- 3. Bajo fluoroscopia, acceda a la aorta del paciente con una guía introductora de 0,89 mm (0,035 pulgadas) a través del sitio de acceso femoral.
- 4. Realice una angiografía preva a la implantación para identificar la posición de la endoprótesis y la anatomía vascular pertinente (como grandes vasos y vasos viscerales).

Introducción de la guía Heli-FX

- 1. Coloque una guía introductora de intercambio 0,89 mm (0,035 pulgadas) a través del sitio de acceso femoral en la región deseada de la aorta. La guía Heli-FX puede colocarse mediante un abordaje ipsolateral o contralateral.
- 2. Los implantes EndoAnchor rueden implantarse en cualquier momento durante la implantación de la endoprótesis; no obstante Medtronic Vascular recomienda finalizar la implantación de la endoprótesis antes de colocar os implantes EndoAnchor. Si el médico decide implantar un implante EndoAnchor con una endoprótesis para AAA bifurcada antes de colocar una extensión ilíaca, puede canularse la entrada contralateral de la endoprótesis mediante una técnica convencional. Confirme que la posición de la endoprótesis es correcta antes de implantar un implante EndoAnchor.
- 3. Seleccione la guía Heli-FX abropiada en función del diámetro de la aorta que se va a tratar y de la región en la que se va a fijar la endoprótesis.
- 4. Enjuague la guía Heli-FX don solución salina heparinizada a través del puerto de enjuague y enjuague el obturador a través del conector luer proximal.
- Introduzca el obturador en la guía Heli-FX.
- 6. Bajo fluoroscopia, haga avanzar la guía Heli-FX y el obturador sobre la guía introductora de 0,89 mm (0,035 pulgadas) y colóquela dentro de la zona de sellado aórtico deseada. Utilice la marca radiopaca con forma de C situada en la punta distal de la guía Heli-FX para facilitar la visualización

Pag. 15 de 26





fluoroscópica. Para facilitar aún más la visualización, utilice la marca lineal situada a lo largo de la punta desviable, en la pared oruesta a la dirección de desviación.

Nota: Debe liberarse todo mecanismo de control de liberación del stent proximal o distal de la endoprotesis antes de colocar la guía Heli-FX para garantizar una aposición apropiada de la endoprotesis en la zona de sellado del cuello aórtico y para evitar interferencias entre el sistema Heli-FX y el sistema liberador de la endoprótesis.

7. Retire la guía introductora , a continuación, el obturador para reducir al mínimo la pérdida de sangre a través del cierre hemostático de la guía Heli-FX.

Precaución: Una vez retirado el obturador, puede usarse la guía Heli-FX para inyectar manualmente el medio de contraste para confirmar que la posición de la endoprótesis es correcta antes de implantar un implante EndoAuchor. Antes de cualquier inyección manual, aspire la guía Heli-FX utilizando una jeringa conecta la a la válvula unidireccional situada en la parte posterior del mango de control de la guía Heli-FX para evitar la posible entrada de aire en la vasculatura del paciente. No utilice un inyector eléctrico para realizar la angiografía a través de la guía Heli-FX.

8. Bajo fluoroscopia, gire el nando deflector situado en el mango de control en el sentido de las agujas del reloj para mover la runta distal de la guía Heli-FX hacia el primer lugar de implantación.

Nota: La marca con forma de "C" situada en el extremo distal de la guía Heli-FX está formada por material radiopaco que solamente se extiende alrededor de una parte de la circunferencia de la luz.

Esta marca aparece como una "C" cuando está dirigida hacia el intensificador de la imagen, como

Esta marca aparece como una "C" cuando está dirigida hacia el intensificador de la imagen, como una línea continua cuando es á dirigida lateralmente con respecto al intensificador de la imagen y como una C invertida (""") duando está dirigida en sentido contrario al del intensificador de la imagen. La marca con forma de "C" ayuda a orientar correctamente la guía Heli-FX en relación con la prótesis y con la aorta en el lugar de implantación correcto del implante EndoAnchor. En el extremo distal de la guía Heli-FX hay una marca radiopaca recta situada en el lado opuesto a la dirección de desviación. Esta marca recta indica la orientación de giro correcta de la guía Heli-FX antes de la desviación. En la proyección lateral, coloque la marca radiopaca recta en el lado opuesto de la superficie de despliegue prevista. Al girar el mando deflector, la punta de la guía Heli-FX se desviatá en el sentido opuesto con respecto a la marca recta. Se recomienda implantar el implante EndoAnchor mientras se visualiza la guía Heli-FX lateralmente al intensificador de la imagen (la marca con forma de "C" deber a aparecer como una línea continua paralela a la prótesis y a la pared aórtica tal como se muestra en la Figura 6).

Pag. 16 de 26








Figura 6 Dirección de la desviación de la guía Heli-FX con respecto a la marca recta

- 1. Marca recta
- 2. Dirección de la desviación de la guia
- 3. Marca recta
- 4. Lugar de despliegue del implante EndoAnchor

Preparación del aplicador Heli-FX

- 1. Seleccione la longitud apropiada del aplicador Heli-FX en función de la guía Heli-FX que se va a utilizar y del lugar anatómico que se va a tratar.
- 2. Para encender el aplicador Heli-FX, presione firmemente y mantenga presionada la parte central del botón de control de retroceso durante al menos 5 segundos o hasta que el motor se encienda. Esto iniciará una secuencia de autocomprobación con tonos acústicos e indicadores luminosos verdes visibles. Al final de es a secuencia, la flecha verde de retroceso parpadeará, lo cual indica que el aplicador está listo para cargar el primer implante EndoAnchor. En la Figura 1 se muestra una ilustración del mango de control del aplicador Heli-FX.

Precaución: Si al final de la secuencia de autoverificación el indicador luminoso azul está iluminado, indica que se ha producido un error en el aplicador Heli-FX y que este no debe utilizarse. El indicador luminoso azul indica un problema interno y que el dispositivo no está operativo. Si se ilumina el indicador luminoso azul, sustituya el aplicador por uno nuevo y repita la secuencia para encenderlo.

- 3. Enjuague la luz interior del aplicador Heli-FX con solución salina heparinizada a través del puerto de enjuague.
- 4. Cargue el aplicador presionando firmemente la parte central del botón de control de retroceso. Mientras el motor está funcionando, introduzca el extremo distal del catéter del aplicador en un

Pag. 17 de 26





puerto del implante EndoAnchor no utilizado del casete EndoAnchor. En la Figura 7 se muestran ejemplos de puertos EndoAnctor utilizados y no utilizados. La flecha verde de retroceso parpadeará y se cargará el implante Endoanchor desde el casete en el extremo distal del aplicador Heli-FX. Al cargar el implante EndoAncho se oyen 2 tonos acústicos y la flecha verde de avance parpadea, lo cual indica que la primera etara del despliegue del implante EndoAnchor está lista. A continuación, se carga el implante EndoAnchor en el aplicador y puede retirarse el aplicador del casete.



Figura 7. Casete EndoAnchor

- Puerto EndoAnchor no utilizado
- Puerto EndoAnchor utilizado

Nota: La verificación del implarte EndoAnchor cargado puede realizarse inspeccionando visualmente la punta distal del aplicador Heli-FX.

Implantación del implante EndoAnchor

- 1. Asegúrese de que el mange de control de la guía Heli-FX está estabilizado e introduzca la punta del aplicador cargado a través del cierre hemostático del mango de control.
- 2. Situe la guía en el lugar de eado para la colocación del implante EndoAnchor (consulte la Figura 6).
- · Coloque los implantes Endo nchor dentro de la zona de sellado deseada, generalmente dentro del stent más proximal o más distal de la endoprótesis.
- · Distribuya los implantes EndoAnchor de la manera más uniforme posible alrededor de la circunferencia del stent de sellado.
- · El número mínimo recomendado de implantes EndoAnchor depende del tipo de endoprótesis (bifurcada o tubular), de la angulación del vaso y del diámetro del vaso nativo, y es independiente de la magnitud del sobredimensionamiento de la endoprótesis. Los valores mínimos son conservadores, están basados en una modelitación teórica del peor caso posible e incorporan los resultados de las pruebas de durabilidad acelerada para demostrar la capacidad de la interfaz entre el implante EndoAnchor y la endoprótesis para soportar la carga cíclica calculada. Pueden colocarse más o

Pag. 18 de 26





menos implantes EndoAnchor donforme al criterio del médico. Hay disponible un casete EndoAnchor auxiliar si se desean hasta 5 implantes EndoAnchor adicionales (15 en total), además de los implantes EndoAnchor suministrados con cada aplicador Heli-FX. Para los procedimientos que requieran más de 15 implantes EndoAnchor, deben utilizarse varios aplicadores.

Tabla 4. Número mínimos recomendados de implantes EndoAnchor para endoprôtesis bifurcadas

Br. d. H. Charles	Angulación de la protesis
Diametro del cuello aó tico (proximal)	≤ 60°
≤ 29 mm	4
30-32 mr	6

Tabla 5. Números mínimos recomendados de implantes EndoAnchor para endoprótesis lubulares

			Angulación de la prótesis			
	Diametro del cuello aoi	Diámetro del cuello aó ico (proximal o distal)		> 60°-75°	> 75'-90'	
	≤ 29 mm		4 4	4 4 5	4	
	30-33 mm 33-34 mm				5	
			4			
	37-40	mm	- 5	6	8	
	> 40	mm .	5	7	9	


Precaución: Los implantes EnfloAnchor no deben colocarse en segmentos de la endoprótesis sin soporte ni en segmentos protélicos en los que los stents no estén completamente fijados al tejido protésico.

3. Bajo fluoroscopia, haga avalizar el aplicador a través de la guía Heli-FX hasta que el aplicador salga por el extremo distal de la guía Heli-FX y entre en contacto con la endoprótesis. Continúe haciendo avanzar lentamente el aplicador hasta que note resistencia, lo cual indica que el aplicador está presionando firmemente la endoprótesis contra la pared del vaso. La desviación de la guía Heli-FX alejándose de la endoprótes s debe visualizarse bajo fluoroscopia.

Nota: Se recomienda implantar los implantes EndoAnchor en una proyección lateral tal como se muestra en la Figura 8. En esta orientación, la marca distal con forma de C de la guía Heli-FX se visualiza como una línea recta dontinua. Si al hacer avanzar el aplicador la marca distal con forma de C de la guía Heli-FX pasa de visualizarse como una línea recta a como una "C", significa que el aplicador ya no está perpendiquiar a la endoprótesis (consulte la Figura 9). Si esto ocurre, debe reducirse la fuerza de aposición haciendo retroceder ligeramente el aplicador y recolocando la quía Heli-FX según sea necesario. Opnsulte la Figura 8 para ver la orientación correcta del implante. Si se intenta implantar los implantes EndoAnchor en una orientación tangencial, la implantación puede resultar difícil y puede producirse una fijación o un sellado subóptimos de la endoprótesis.

4. Utilizando el mango de control del aplicador Heli-FX, presione firmemente la parte central del botón de control de avance para la primera etapa del despliegue del implante EndoAnchor. El implante EndoAnchor se desplepará parcialmente y se detendrá. Deben oírse cuatro tonos acústicos y las flechas de avance y retroceso se iluminarán alternativamente, lo cual indica que el operador puede continuar desplegando el implante EndoAnchor o hacerlo retroceder al interior del aplicador.

Pag. 19 de 26





puerto del implante EndoAnchor no utilizado del casete EndoAnchor. En la Figura 7 se muestran ejemplos de puertos EndoAnchor utilizados y no utilizados. La flecha verde de retroceso parpadeará y se cargará el implante EndoAnchor desde el casete en el extremo distal del aplicador Heli-FX. Al cargar el implante EndoAnchor se oyen 2 tonos acústicos y la flecha verde de avance parpadea, lo cual indica que la primera etapa del despliegue del implante EndoAnchor está lista. A continuación, se carga el implante EndoAnchor en el aplicador y puede retirarse el aplicador del casete.



Figura 7. Casete EndoAnchor

- 1. Puerto EndoAnchor no utilizado
- 2. Puerto EndoAnchor utilizado

Nota: La verificación del implar le EndoAnchor cargado puede realizarse inspeccionando visualmente la punta distal del aplicador Hei-FX.

Implantación del implante EndoAnchor

- Asegúrese de que el mango de control de la guía Heli-FX está estabilizado e introduzca la punta del aplicador cargado a través del cierre hemostático del mango de control.
- 2. Situe la guía en el lugar deseado para la colocación del implante EndoAnchor (consulte la Figura 6).
- Coloque los implantes EndoAnchor dentro de la zona de sellado deseada, generalmente dentro del stent más proximal o más distal de la endoprótesis.
- Distribuya los implantes EndoAnchor de la manera más uniforme posible alrededor de la circunferencia del stent de sellado.
- El número mínimo recomer dado de implantes EndoAnchor depende del tipo de endoprótesis (bifurcada o tubular), de la angulación del vaso y del diámetro del vaso nativo, y es independiente de la magnitud del sobredimensio namiento de la endoprótesis. Los valores mínimos son conservadores, están basados en una modelización teórica del peor caso posible e incorporan los resultados de las pruebas de durabilidad acele ada para demostrar la capacidad de la interfaz entre el implante EndoAnchor y la endoprótesis para soportar la carga cíclica calculada. Pueden colocarse más o Pag. 18 de 26





menos implantes EndoAnchor conforme al criterio del médico. Hay disponible un casete EndoAnchor auxiliar si se desean hasta 5 implantes EndoAnchor adicionales (15 en total), además de los implantes EndoAnchor suministrados con cada aplicador Heli-FX. Para los procedimientos que requieran más de 15 implantes EndoAnchor, deben utilizarse varios aplicadores.

Tabla 4. Número mínimos recomendados de implantes EndoAnchor para endoprôtesis bifurcadas

Diámetro del cuello aó tico (proximal)	Angulación de la prótesis
plained del cuello do Ico (pioximal)	≤ 60°
≤ 29 mm	4
30-32 mr	6

Tabla 5. Número mínimos recomendados de implantes EndoAnchor para endoprótesis tubulares

Mismatra dal avalla ass	landarvinal a distall	Angulación de la prótesis			
Diámetro del cuello aón	co (proximai o distal)	≤ 60*	> 60°-75°	> 75'-90'	
≤ 29	≤ 29 nm		4 4 5	4	
30-32	30-32 mm 33-38 mm			5 7	
33-36					
37.40	nm	- 5	6	8	
. >40	nm	5	7	9	


Precaución: Los implantes EndoAnchor no deben colocarse en segmentos de la endoprótesis sin soporte hi en segmentos protésicos en los que los stents no estén completamente fijados al tejido protésico.

3. Bajo fluoroscopia, haga avar zar el aplicador a través de la guía Heli-FX hasta que el aplicador salga por el extremo distal de a guía Heli-FX y entre en contacto con la endoprótesis. Continúe haciendo avanzar lentamente el aplicador hasta que note resistencia, lo cual indica que el aplicador está presionando firmemente la endoprótesis contra la pared del vaso. La desviación de la guía Heli-FX alejándose de la endoprótesis debe visualizarse bajo fluoroscopia.

Nota: Se recomienda implantar los implantes EndoAnchor en una proyección lateral tal como se muestra en la Figura 8. En esta orientación, la marca distal con forma de C de la guía Heli-FX se visualiza como una línea recta continua. Si al hacer avanzar el aplicador la marca distal con forma de C de la guía Heli-FX pasa de visualizarse como una línea recta a como una "C", significa que el aplicador ya no está perpendicular a la endoprótesis (consulte la Figura 9). Si esto ocurre, debe reducirse la fuerza de aposición haciendo retroceder ligeramente el aplicador y recolocando la guía Heli-FX según sea necesario. Consulte la Figura 8 para ver la orientación correcta del implante. Si se intenta implantar los implantes EndoAnchor en una orientación tangencial, la implantación puede resultar difícil y puede producirse una fijación o un sellado subóptimos de la endoprótesis.

4. Utilizando el mango de cont ol del aplicador Heli-FX, presione firmemente la parte central del botón de control de avance para la primera etapa del despliegue del implante EndoAnchor. El implante EndoAnchor se desplegará parcialmente y se detendrá. Deben oírse cuatro tonos acústicos y las flechas de avance y retroceso se iluminarán alternativamente, lo cual indica que el operador puede continuar desplegando el mplante EndoAnchor o hacerlo retroceder al interior del aplicador.

Pag. 19 de 26





avance. Una vez finalizada esta etapa, se oyen 3 tonos acústicos y la flecha verde de retroceso parpadea.

Advertencia: No intente desplegar un implante EndoAnchor sin confirmar primero que el aplicador Heli-FX está situado firmemente contra la endoprótesis y contra la pared aórtica. El despliegue de un implante EndoAnchor sin una aposición correcta puede dar lugar a una fijación insuficiente de la endoprótesis o al desprendimiento del implante EndoAnchor, lo cual puede requerir una intervención endovascular o quirúrgica para recuperarlo.

Precaución: Bajo fluoroscopia haga retroceder lentamente y con cuidado el aplicador Heli-FX fuera de la pared de la endoprótesis para asegurarse de que esté separado del implante EndoAnchor desplegado.

6. Retire el aplicador dejando colocada la guía Heli-FX. Bajo fluoroscopia, confirme visualmente la posición del implante EndoAnchor.

Precaución: Retire el aplicado lentamente de la guía Heli-FX para evitar la posible entrada de aire.

Advertencia: En caso de pérd da de la alimentación eléctrica del aplicador Heli-FX con un implante EndoAnchor parcialmente desplegado en un paciente, el implante EndoAnchor puede retirarse manualmente girando el mango y el catéter en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que el implante EndoAnchor se ser are de la endoprótesis y del tejido. A continuación, puede retirarse el aplicador de la guía Heli-FX.

7. Enjuague la guía Heli-FX y el aplicador Heli-FX con solución salina heparinizada para evitar la formación de coágulos en la luz, según proceda.

8. Cargue el siguiente implante EndoAnchor repitiendo los pasos anteriormente descritos.


9. Antes de recolocar la guía deli-FX para el despliegue de otros anclajes, enderece la punta de la guía girando el mando deflector en sentido contrario al de las agujas del reloj. Para recolocar la guía, gire el mango de control para mover la guía a la siguiente posición para el despliegue de un implante EndoAnchor y desvie la punta de la guía girando el mando deflector en el sentido de las agujas del reloj. La marca lineal situada en la curva exterior de la punta desviable puede utilizarse como ayuda para girar la guía Heli-FX con la punta enderezada. Repita el despliegue de implantes EndoAnchor según desee. Consulte los nún eros mínimos recomendados de anclajes.

Precaución: Para evitar un desprendimiento o movimiento accidental de la endoprótesis, enderece siempre la punta desviable de la guía Heli-FX antes de girarla dentro de la endoprótesis.

10. Después del despliegue del último implante EndoAnchor, retire el aplicador Heli-FX. Enderece la guía Heli-FX girando el mando deflector en sentido contrario al de las agujas del reloj. Vuelva a hacer avanzar el obturador a través del cierre hemostático del mango de control de la guía Heli-FX. A continuación, haga avanzar una guía introductora de 0,89 mm (0,035 pulgadas) a través del obturador.

11. Retire únicamente la guía Heli-FX y el obturador, dejando colocada la guía introductora de 0,89 mm (0,035 pulgadas).

Pag. 21 de 26





Fin de la intervención

- 1. Realice una angiografía acrtica posterior a la implantación para evaluar la implantación del implante EndoAnchor.
- 2. Compruebe que no haya endofugas. Si se observa una endofuga, utilice técnicas endovasculares convencionales para resolverlas. En caso necesario, pueden colocarse más implantes EndoAnchor tal como se ha descrito anteriormente.
- 3. Compruebe que la posición, el flujo de sangre y la permeabilidad de la endoprótesis son correctos.
- 4. Retire las guías introductoras de 0,89 mm (0,035 pulgadas) y la vaina de acceso femoral (si se ha utilizado) y cierre la arteriotomía femoral conforme a la práctica habitual.

Pautas para los estudios de i magen y seguimiento posoperatorio Generales

No se ha determinado la securidad ni la eficacia a largo plazo del implante EndoAnchor; por consiguiente, Medtronic no recomienda alterar el calendario de seguimiento del fabricante de la endoprótesis exclusivamente debido al uso de implantes EndoAnchor durante la implantación inicial. No se ha determinado la eficacia a largo plazo de intervenciones endovasculares secundarias para solucionar el fracaso de endoprótesis aórticas previamente colocadas. Por consiguiente, Medtronic recomienda considerar la posibilidad de utilizar un calendario de seguimiento ampliado en pacientes que hayan presentado desplazamiento o una endofuga de tipo I y que hayan sido tratados con el implante EndoAnchor en el marco de una intervención secundaria. En general, el seguimiento ampliado incluye el restablecimiento del calendario de seguimiento recomendado tras la implantación inicial de la endoprótesis. Consulte las instrucciones de uso del fabricante de la endoprótesis.

Radiografías abdominales

La integridad de los implantes EndoAnchor colocados conjuntamente con endoprótesis para AAA se evalúa mejor mediante una radiografía abdominal. Se recomiendan las siguientes proyecciones de radiografía abdominal para la visualización óptima de los implantes EndoAnchor y para evaluar la posición de estos en relación con la endoprótesis.

- Supina-frontal anteroposterio (AP)
- Lateral
- Oblicua posterior izquierda (QPI) a 30°
- Oblicula posterior derecha (OPD) a 30°

Radiografías torácicas

La integridad de los implantes EndoAnchor colocados conjuntamente con endoprótesis para AAT se evalúa mejor mediante una radiografía de tórax. Se recomiendan las siguientes proyecciones de Pag. 22 de 26





radiografía de tórax para la visualización óptima de los implantes EndoAnchor y para evaluar la posición de estos en relación con la endoprótesis.

- Supina-frontal (AP)
- Lateral

Asegúrese de que en cada imagen se capta toda el área de interés. Para el implante EndoAnchor, esto incluye la región del cuello aórtico de la endoprótesis. Puede ser interesante examinar otras áreas para evaluar el rend miento general de la endoprótesis. Consulte las instrucciones del fabricante de la endoprótesis en relación con los estudios de imagen de la endoprótesis. Se recomienda realizar los estudios de imagen mediante radiografías abdominales o torácicas según proceda en cada intervalo de seguimiento mediante estudios de imagen normalmente programado.

Seguridad y compatibilidad con equipos de resonancia magnética

Se ha determinado que el implante EndoAnchor es condicionalmente compatible con la RM.

Vigilancia y tratamiento adidionales

Se recomienda una vigilancia adicional y el posible tratamiento en el caso de pacientes cuyos estudios de imagen de seguimiento indiquen el movimiento o la pérdida de integridad del implante EndoAnchor. Debe considerarse la posibilidad de tratar de forma urgente a los pacientes que presenten una endofuga de tipo I y un desplazamiento de la endoprótesis.

ORIENTACIÓN Y DECLARACIÓN SOBRE CEM

Este equipo ha sido probado y cumple los límites de compatibilidad electromagnética (CEM) conforme a la Directiva 93/42 CEE relativa a los productos sanitarios (normas EN 55011, clase B, y EN 60801-1-2). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación médica típica.

El equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en otros dispositivos ubicados en las proximidades. No obstante, no existe ninguna garantía de que no puedan producirse interferencias en una determinada instalación.

Muzzolini
Directa Applica
M.N. 14451
Accde S.A
Covidien Arge R-2018-6096

Pag. 23 de 26

2018-60968784-APN-DNPM#ANMAT



Tabla Directrices y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

El aplicador Heli-FX està diseña	edo para utiliza	use en	l entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del aplicador Heli-FX deben asegu- rarse de que se utilice en dicho entorno.
Ensayo de emisiones	Conformidad		Entorno electromagnético: directrices
Emisiones de RF CISPR 11	Grupo 1	RF sor	dor Hel-FX utiliza energia de radiofrecuencia (RF) solamente para su función Interna. Por consiguiente, sus emisiones de muy bajas y no es probable que causen interferencias en equipos electrónicos próximos.
Emisiones de RF CISPR 11	Ctase 6	El apir	dor Het-FX es apto para utilizarse en todos los establecimientos, includos los de tipo doméstico.
Emisiones de corriente armônica IEC 61000-3-2	No procede		
Fluctivaciones de tension/flicker IEC 61000-3-3	No procede		

Table 7 Directrices y declaración del fabricante inmunidad electromagnética

Ensayo de inmunidad	Nivel de essayo conforme a la norma IEC 60601	Nivel de conformidad	Entorno electromagnético: directrices
Descargas electrostáticas IEC 61000-42	± 6 kV por colltacto ± 8 kV por all ≥	± 6 kV por contacto ± 8 kV por aire	Los suelos deben ser de madera, hormigón o baldosas de cerámica. Si los suelos están culxertos con material sinté- tico, la humedad relativa debe ser como mínimo del 30 %
Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas IEC 61000-44	± 2 kV para i neas de suministro eléctrico ±1 kV para ii eas de entrada/salda	No procede	
Ondas de choque IEC 61000-45	± 1 kV de lin a a linea ± 2 kV de lin a a tierra	No procede	

Pag. 24 de 26

j-2018-60968784-APN-DNPM#ANMAT

Página 30 de 32



Em ayo de inmunidad	Hivel O ensay	o conforme a la	Nivel de conformidad	Entorno electromagnetico: directrices
		EC 60601		2000 2000 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Caldas de Prisión, intermociones breves y vanaciones de tensión en lineas de entraca de sur iniscro el extroo IEO 61000-41:	25 claice		No arcoese	
	Notal: - U es el v celtive d'ensay		orriente actema antes de la aplicación	
Camore magnetices a frequencia flous- tra: (50.60 Hz) (EC 61000-46	3.40	1	3AT	Los campos magnetoss a frecuenda industrial deben tanar nive es caracteristicos de una ubitación tíbica en un entomo comercial di hospitalario tígico.
RF conducto Ec 61030-46	3 Vitris 150 EHZ 350 VH		3 vims	Los eguipos portaties y movies de comunicación por radictrecuencia no se deben utilizar a una distancia de cualquier componente de lapicador Hei-FX, incluidos los cacles, inferior a la distancia de separación recomendada cabulada a partir de la ecuación aplicadia a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomeridada
RF radiada (Eo 61000-⊈3	2 V M 50 MHz 3::5 GH		3 Vin	d = 12.9 d = 12.9 60 MHz a 500 MHz d = 12.9 60 MHz a 500 MHz d = 2.31 P 600 MHz a 2.5 GHz donee P es la posenda maxima de salida nominal del transmiscrien varios (W) según el fatoriame del transmiscr y dies la distancia de seguración recomendad en metros (m) La intensidad de los campos generados por transmisores de RF flos, determinada por un espudo electromagnetos del lugarit, deter sel inferior al nivel de conformidad en cada intensida de frecuencia? Dieden productise intenferencias en la proximidad de los ecutos marcados con el siguente sembolo.

Nota 1. A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de fecuencia más alto.

Nota 2: Estas directrices podrían no ser aplicables en Iddas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión causadas por estructuras, objetos y personas

a La intensidad del campo generado por los transmisores fijos, dimo las estadones base para radioteléfonos (móniles o inalámbricos) y los equipos de radio móniles terrestres, los equipos de radioaficionado. las emisoras de radio AM y FM y las emisoras de TV, no pued predecirse con exactitud teórica. Para evaluar el entomo electromagnético debido a transmisores de radio/ecuencia fijos, se recomenda realizar un estudio electromagnético del lugar. Si la intensidad medida del campo en el lugar en el que se utiliza el aplicador Hei-FX supera el nivel de conformidad de RF aplicable anteriormente indicado debe observárse el aplicador Hei-FX para verificar que fundiore comectamente. Si se observa un funcionamiento anormal, podirá ser necesario tomar otras medidas como, por ejemplo, cambiar la orientación o la utilización del aplicador Hei-FX.

En el interrato de frecuencia de 150 kHz a 80 kHz. las intensiquées del campo debe ser inferior a 3 Vim.

Silvana Muzzolini Directo o Técnica M.N. 17291 April 1840 S.A

Pag. 25 de 26

IF-2018-60968784-APN-DNPM#ANMAT



Tabla 8. Distancias de separación recumendadas entre los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia portátiles y máviles y el aplicador Hell-FX

El aplicador Heli-FX está destinado a utilizarse en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones radiadas inducidas por campos de radiofrecuencia estén controladas. El cliente o el usuario del aplicador heli-FX pueden ayudar a evitar las interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones por radiofrecuencia (trans misores) portátiles y móviles y el aplicador Heli-FX tal como se recomienda más adelante, en función de la potencia máxima de tallida del equipo de comunicaciones.

Potencia maxima de salida nominal del transmisor	Distancia metros (m	cia e separación en función de la frecuencia del transmisor				
w	150 kHz a d = 1,2\P	0 MHz	80 MHz a 800 MHz d = 1.2 \ P	800 MHz = 2,5 GHz d = 2,3 \P		
0,01		0,12	0,12	0,23		
0,0.1	+ 1	0.38	0,38	0,73		
1	-	1.2	1,2	2,3		
10		3.8	3,8	7,3		
100	_	12	12	23		

Para los transmisores cuya potencia máxima de salida nominal no esté indicada arriba, la distancia de separación recomendada (d) en metros (m) puede calcularse por medio de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, dor de P es la potencia máxima de salida nominal del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el intervalo de frecuencia más alto.

Nota 2: Estas directnices podirían no ser aplicables en todas fas situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión causadas por estructuras, objetos y personas.

Nota: \$i se sospecha una interferencia electromagnética, cambie la orientación del equipo con respecto a la fuente de interfe encia radiada. Si la interferencia continúa, póngase en contacto con Medtronic para obtener más ayuda.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN

Siga las ordenanzas y los planes de reciclaje locales en relación con la eliminación o el reciclaje de los componentes del dispositivo. No incinere el aplicador Heli-FX, ya que las pilas incluidas pueden explotar a temperaturas excesi/amente altas.

Condiciones ambientales:

- · Condiciones de almacenamiento: mantener seco
- Condiciones de funcionamiento: (de 10 °C a 40 °C) (HR del 30 % al 75 %) (700-1060 hPa)
- Condiciones de transporte: (de −18°C a +60 °C) (HR del 15 % al 90 %)

Esterilización

Todos los modelos mencionados se esterilizan con óxido de etileno.

Periodo de Vida Útil:

2 años

Pag. 26 de 26





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas Anexo

Número: IF-2018-60968784-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 26 de Noviembre de 2018

Referencia: 1-47-3110-3239-18-2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564 Date: 2018.11.26 11:07:13 -03'00'

Mariano Pablo Manenti Jefe I Dirección Nacional de Productos Médicos Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica



Secretaria de Gobierno de Salud



CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente No: 1-47-3110-003239-18-2

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por COVIDIEN ARGENTINA S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de aplicación endovascular

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-461 Endoprótesis

(Stents) Vasculares

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MEDTRONIC

Clase de Riesgo: IV


Indicación/es autorizada/s: El sistema Heli-FX EndoAnchor está indicado para la fijación y el sellado entre endoprótesis vasculares aórticas y la arteria nativa. El sistema Heli-FX EndoAnchor está indicado en pacientes en los que las endoprótesis vasculares hayan presentado desplazamiento o endofugas o que presenten riesgo de sufrir estas complicaciones, en los cuales se requiere un aumento de la fijación radial o el sellado para recuperar o mantener una exclusión adecuada del aneurisma.

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina



Secretaria de Gobierno de Salud



El implante EndoAnchor puede implantarse en el momento de la colocación inicial de la endoprótesis o durante una intervención secundaria (es decir, reparación).

Modelo/s:

SA-85 Aplicador Heli-FX con cassette EndoAnchor (contiene 10 implantes

EndoAnchor) bvf

SG-64Guía Heli-FX (alcance 22mm)

HG-16-62-28

Guía Heli-FX (alcance 28mm)

HA-18-114 Aplicador Heli-FX con Cassette Endo Anchor (contiene 10 implantes

EndoAnchor)

HG-18-90-22

Guía Heli-FX (alcance 22mm)

HG-18-90-32

Guía Heli-FX (alcance 32mm)

HG-18-90-42

Guía Heli-FX (alcance 42mm)

EC-05 Cassette Auxiliar EndoAnchor Heli-FX (contiene 5 implantes EndoAnchor)

Vida útil: 2 años

Forma de presentación: Los componentes del sistema de EndoAnchors Heli-FX (guía Heli-FX, aplicador Heli-FX y casette con EndoAnchors) se suministran en un envase estéril independiente por unidad.

El aplicador Heli-FX incluye un EndoAnchor Cassette que contiene 10 EndoAnchors precargados.

El Cassette Auxiliar EndoAnchor Heli-FX se suministra por unidad conteniendo 5 EndoAnchors.

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede Central Av. de Mayo 869, CABA Sede Alsina Alsina 665/671, CABA Sede INAME Av. Caseros 2161, CABA Sede INAL Estados Unidos 25, CABA Sede Prod. Médicos Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza Remedios de Escalada de San Martín 1909, Mendoza Prov. de Mendoza Deleg. Córdoba Obispo Trejo 635, Córdoba, Prov. de Córdoba Deleg. Paso de los Libres Ruta Nacional 117, km.10, CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes Deleg. Posadas Roque González 1137, Posadas, Prov. de Misiones Deleg. Santa Fé Eva Perón 2456, Santa Fé, Prov. de Santa Fé



Secretaria de Gobierno de Salud



Método de Esterilización: Esterilizado por Óxido de Etileno

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del Fabricante: 1-Medtronic Inc.

2- Medtronic Ireland

Lugar/es de elaboración: 1-710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN, Estados

Unidos 55432


2- Parkmore Business Park West, Galway, Irlanda

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM- 2142-652, con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-003239-18-2

Disposición No

2704 17 DIC. 2013



Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina