

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-2985-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 26 de Diciembre de 2018

Referencia: 1-47-3110-533-18-8

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-533-18-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Soubeiran Chobet S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Oue se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS. ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorizase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Urgotul Absorb, nombre descriptivo Apósito hidrocelular lípido-coloide y nombre técnico Apósitos de Otro Tipo, de acuerdo con lo solicitado por Soubeiran Chobet S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N°IF-2018-49541528-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM-2286-3", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Apósito hidrocelular lípido-coloide.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-216 - Apósitos de Otro Tipo.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Urgotul Absorb.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Indicado en el tratamiento de todas las heridas exudativas crónicas (úlceras por presión, úlceras de pierna, pie diabético) y agudas (quemaduras de segundo grado, dermoabrasiones, heridas traumáticas, heridas postoperatorias), así como en el tratamiento local de apoyo de las heridas cancerosas en asociación con su tratamiento específico; el formato talón está indicado en el tratamiento de todas las heridas exudativas localizadas en los talones: heridas crónicas (ej: úlceras por presión del talón), heridas agudas (quemaduras de segundo grado, dermoabrasiones, heridas traumáticas, heridas postoperatorias.

En razón de su carácter no adhesivo está recomendado en el tratamiento de las heridas que presentan una piel perilesional fragilizada

Modelo/s: N/A.

Período de vida útil: 3 años.

Forma de presentación: Cada envase primario contiene un apósito estéril.

Cada envase secundario contiene: 10 apósitos de 15 cm x 20 cm, 16 apósitos de 13 cm x 12 cm, 10 apósitos de 10 cm x 10 cm, 10 apósitos de 6 cm x 6 cm o 5 apósitos formato talón de 12 cm x 19 cm.

Método de esterilización: Radiación Beta.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Laboratoires Urgo.

Lugar/es de elaboración: 42 rue de Longvic -21300 - Chenove - Francia.

Expediente Nº 1-47-3110-533-18-8

Digitally eigned by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2018.12.26 15:34.59 ART
Location: Cludad Autónoma de Buenos Airas
Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL BLECTRONICA - GDE ON emigestion DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE , GMAR , GMBRISTRADOR , GM



URGOTUL ABSORB -- Proyecto de Rótulo

Fabricante: Urgo Laboratories

42 rue de Longvic - 21300- Chenove - Francia.

Importador: Soubeiran Chobet SRL

Iberá 5055 C1431AEI - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Urgotul Absorb

Apósito hidrocelular lípido-coloide

Contenido:(cantidad) apósitos de 15 cm x 20 cm. **

ESTERIL (mediante método de radiación beta)

Producto médico de un solo uso

No utilizar si el envase se encuentra dañado

No reesterilizar

Conservar a temperatura inferior a 25°C. Proteger de la humedad. No exponer al sol.

Venta libre

Responsable Técnico: Silvio L. Gaguine- Farmacéutico

Autorizado por ANMAT PM 2286-3

Lote:

Validez:











** Rótulo similar para las presentaciones:

Urgotul Absorb Cajas conteniendo 10 apósitos de 6 cm x 6 cm.

Urgotul Absorb Cajas conteniendo 10 apósitos de 10 cm x 10 cm.

Urgotul Absorb Cajas conteniendo 10 apósitos de 13 cm x 12 cm.

Urgotul Absorb Cajas conteniendo 10 apósitos de 15 cm x 20 cm.

Urgotul Absorb talón Cajas conteniendo 5 apósitos de 12 cm x 19 cm.

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.

Ing. EDUARDO C. R. VERARDO SOCIO GERENTE SOUSEIRAN CHOBET S.R.L. SILVIO L. ORGUINE FARMACEUTICO DIRECTOR TECHNOLOGIE

IF-2018-49541528 APIN ENPM#ANMAT







ES APÓSITO HIDROCELULAR LÍPIDO-COLOIDE

Venta Libre

Urgotul Absorb es un apósito absorbente de tipo hidrocelular, basado en la tecnologia TLC-contact, innovación de

La tecnología TLC-contact consiste en ensamblar una compresa de poliuretano con una matriz lipido-coloide, micro-adherente, que facilita la colocación, la retirada no traumática y la recolocación del apósito por sus propiedades de micro adherencia

Urgotul Absorb está formado:

- de una masa lípido-coloide micro-adherente en contacto con la herida, depositada sobre una compresa de poliuretano absorbente,
- de un soporte no tejido de poliuretano elástico.

PROPIEDADES

En presencia de los exudados, las partículas hidrocoloides obtenidas por la TLC-contact se gelifican y forman un film lípido-coloide en la interfase herida/apósito.

De todo ello resultan unas propiedades específicas:

- mantenimiento de un medio húmedo favorable a la cicatrización,
- retirada no traumática para los telidos neoformados
- carácter indoloro para el paciente de la renovación del apósito,
- respeto de la piel peri-lesional.
- apresa absorbente asegura un drenaje óptimo de los exudados, protegiendo la piel peri-lesional de todo ieno de maceración.
- Er suporte es flexible, adaptable y muy confortable, lo que permite una buena adaptación del apósito a los relieves anátomicos de la herida.
- El apósito micro-adherente facilita las curas en términos de practicidad y de observancia del tratamiento.

INDICACIONES

Urgotul Absorb está indicado en el tratamiento de todas las heridas exudativas crónicas (úlceras por presión, úlceras de pierna, pie diabético) y agudas (quemaduras de 2º grado, dermoabrasiones, heridas traumáticas, heridas post-operatorias...), así como en el tratamiento local de apoyo de las heridas cancerosas en asociación con su tratamiento especifico.

Urgotul Absorb Talón está indicado en el tratamiento de todas las heridas exudativas localizadas en los talones heridas crónicas (ej: úlceras por presión del talón), heridas agudas (quemaduras de 2º grado, dermoabrasiones, heridas traumáticas, heridas post-operatorias...).

En razón de su carácter no adhesivo, Urgotul Absorb y Urgotul Absorb Talón están recomendados en el tratamiento de las heridas que presentan una piel peri-lesional fragilizada.

MODO DE EMPLEO

Preparación de la fesión:

FORMA STANDARD Y FORMA TALÓN

- Limpiar la lesión según el protocolo de cura habitual, enjuagando después con suero fisiológico. En caso de utilización previa de antiséptico, enjuagar cuidadosamente la lesión con suero fisiológico antes de la aplicación del apósito.
- Secar cuidadosamente la piel peri-lesional.

Aplicación del apósito:

Urgotul Absorb y Urgotul Absorb Talón pueden ser recortados con material estéril para adaptar, si fuera necesario, su talla a la herida

FORMA STANDARD

- Retirar las aletas de protección.
- Aplicar la cara micro-adherente del apósito Urgotul Absorb sobre la lesión.
- El apósito puede ser colocado bajo compresión, si esta fuese prescrita.
- Mantener el apósito con una venda de fijación.

TALÓN

sito tiene la forma de una flecha. Retirar las aletas de protección y situar el talón en el centro de la cara ro-adherente del apósito (parte estrecha de la flecha).

- fijar la parte posterior de la flecha a nivel del tendón de Aquiles.
- Aplicar cuidadosamente las partes laterales del apósito a un lado y otro del pie.
- Mantener situado el apósito con una venda de fijación.
- Renovación del apósito:
- Urgotul Absorb y Urgotul Absorb Tatón deben renovarse cada 2 a 4 días en función del volumen de los exudados p y del estado clínico de la lesión.
- y det estado climico de la testido de la Companya d

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- La masa lípido-coloide micro-adherente de Urgotul Absorb se adhiere a los guantes quirúrgicos de látex, por la que se recomienda manipular el producto evitando el contacto con la cara enducida, o utilizando pinzas estériles.
- En presencia de signos clínicos de infección local, y siempre según criterio médico, el tratamiento puede ser
- reemplazado por un apósito antibacteriano.

 Urgotul Absorb no debe ser utilizado en cámaras hiperbáricas.
- Acondicionamiento individual estéril de un solo uso: la reutilización de un producto de un solo uso puede provoca nesgos de infección. « Cverificar la integridad del protector de esterifidad antes de su uso. No utilizar si el embalaje está deteriorado.

No reesterilizar el apósito

CONTRA-INDICACIONES

(2018-04) € 0459 縅





Made in France
Laboratoires URGO - 42_rue_de Longvi importador: Soube ren Chohet SRL Iberá 5055 C1431

> SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. ing. EDUARDO C. R. VERARDO SOCIO GERENTE



IF-2018-49541528-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas Anexo

Número: IF-2018-49541528-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 4 de Octubre de 2018

Referencia: 1-47-3110-533-18-8

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION
OU=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Deta: 2014 10 04 114715 827001

Mariano Pablo Manenti Jefe I Dirección Nacional de Productos Médicos Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica



Secretaria de Gobierno de Salud



754

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente No: 1-47-3110-533-18-8

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Soubeiran Chobet S.R.L., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Apósito hidrocelular lípido-coloide.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-216 - Apósitos de Otro Tipo.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Urgotul Absorb.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Indicado en el tratamiento de todas las heridas exudativas crónicas (úlceras por presión, úlceras de pierna, pie diabético) y agudas (quemaduras de segundo grado, dermoabrasiones, heridas traumáticas, heridas postoperatorias), así como en el tratamiento local de apoyo de las heridas cancerosas en asociación con su tratamiento específico; el formato talón está indicado en el tratamiento de todas las heridas exudativas localizadas en los talones: heridas crónicas (ej: úlceras por presión del talón), heridas agudas

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - http://www.anmat.gov.ar - República Argentina

Sede Central Av. de Mayo 869, CABA Sede Alsina Alsina 665/671, CABA Sede INAME Av. Caseros 2161, CABA Sede INAL Estados Unidos 25, CABA Sede Prod. Médicos Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza Remedios de Escalada de San Martin 1909, Mendoza Prov. de Mendoza Deleg. Córdoba Obispo Trejo 635, Córdoba, Prov. de Córdoba Deleg. Paso de los Libres Ruta Nacional 117, km.10, CO.TE.CAR., Paso de los Libres, Prov. de Corrientes **Deleg. Posadas** Roque González 1137, Posadas, Prov. de Misiones Deleg. Santa Fé Eva Perón 2456, Santa Fé, Prov. de Santa Fé (quemaduras de segundo grado, dermoabrasiones, heridas traumáticas, heridas postoperatorias.

En razón de su carácter no adhesivo está recomendado en el tratamiento de las heridas que presentan una piel perilesional fragilizada

Modelo/s: N/A.

Período de vida útil: 3 años.

Forma de presentación: Cada envase primario contiene un apósito estéril.

Cada envase secundario contiene: 10 apósitos de 15 cm x 20 cm, 16 apósitos de 13 cm x 12 cm, 10 apósitos de 10 cm x 10 cm, 10 apósitos de 6 cm x 6 cm o 5 apósitos formato talón de 12 cm x 19 cm.

Método de esterilización: Radiación Beta.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: Laboratoires Urgo.

Lugar/es de elaboración: 42 rue de Longvic -21300 - Chenove - Francia.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-2286-3, con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente Nº 1-47-3110-533-18-8

. Disposición Nº

2985

2 6 DIC 2018

Dr. Waldo Belloso Subadministrador Nacional ANMAT