



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-3110-8928-20-2

---

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-8928-20-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones CLARLENT S.R.L., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca AVIZOR, nombre descriptivo SOLUCIONES PARA LIMPIEZA DE LENTES DE CONTACTO y nombre técnico Soluciones limpiadoras para lentes de contacto, de acuerdo con lo solicitado por CLARLENT S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2021-05129883-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-1010-19”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: SOLUCIONES PARA LIMPIEZA DE LENTES DE CONTACTO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

17-430 Soluciones limpiadoras para lentes de contacto

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): AVIZOR

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Soluciones que ayudan en la limpieza, desinfección incluso en la eliminación de proteínas de lentes de contacto.

Modelos:

EYE SEE ONLY ONE

Período de vida útil: 3 (TRES) AÑOS

Condición de uso: Uso de venta libre

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: no corresponde

Forma de presentación: Envases conteniendo: 100ml., 360ml. y 60 ml.

Método de esterilización: llenado aséptico

Nombre del fabricante:

AVIZOR S.A

Lugar de elaboración:

Avenida de la Innovación, 2, 28919 LEGANES MADRID ESPAÑA.

Expediente N° 1-47-3110-8928-20-2

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2021.01.27 09:29:47 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.01.27 09:30:06 -03:00



**Modelo de rótulo (según Dispo. ANMAT 2318/02)**

**SOLUCIONES PARA LIMPIEZA DE LENTES DE CONTACTO:**

Modelo: EYE SEE ONLY ONE

MARCA: AVIZOR

Presentación: xx ml.

Producto estéril. Método de esterilización: llenado aséptico

Número de lote: xx

Fecha de vencimiento: xx

Producto médico importado por: CLARLENT SRL Ramón Falcón 3677 CABA

Fabricado por: AVIZOR S.A. Avenida de la Innovación, 2, 28919 LEGANES MADRID ESPAÑA.

Director Técnico: Arnaldo Bucchianeri farmacéutico MN 13056

Autorizado por la ANMAT PM-1010-19

VENTA LIBRE

Conservar a temperatura ambiente

Precauciones advertencias y cuidados de uso ver manual de instrucciones adjuntas.



BUCCHIANERI Arnaldo Andres  
CUIL 20218929452



**Sumario de manual de instrucciones (según Dispo. ANMAT 2318/02)**

**SOLUCIONES PARA LIMPIEZA DE LENTES DE CONTACTO:**

Modelo: EYE SEE ONLY ONE

MARCA: AVIZOR

Presentación: xx ml.

Producto estéril. Método de esterilización: llenado aséptico

Producto médico importado por: CLARLENT SRL Ramón Falcón 3677 CABA

Fabricado por: AVIZOR S.A. Avenida de la Innovación, 2, 28919 LEGANES MADRID ESPAÑA.

Director Técnico: Arnaldo Bucchianeri farmacéutico MN 13056

Autorizado por la ANMAT PM-1010-19

VENTA LIBRE

Conservar a temperatura ambiente

Precauciones advertencias y cuidados de uso ver manual de instrucciones adjuntas.



#### INSTRUCCIONES DE USO:

##### ANTES DE USAR:

- No utilizar el producto si el precinto de esterilidad está roto o ausente.
- Retire la tira de seguridad integrada en la tapa del gotero.
- No utilizar el contenido si la botella ya ha sido abierta.
- Lavarse y secarse bien las manos antes de tocar las lentes de contacto.

##### LIMPIEZA:

- Colocar la lente en la palma de la mano, echar unas gotas de solución Eye See Only One y frotar suavemente ambos lados de la lente.
- Aclarar bien la lente con solución Eye See Only One.
- Colocar la lente limpia en el portalentes.

##### DESINFECCIÓN:

Rellenar el portalentes con solución Eye See Only One, cerrado y dejar las lentes sumergidas en la solución durante al menos 4 horas o toda la noche. Las lentes estarán listas para ser utilizadas.

#### PRECAUCIONES:

- Después de la apertura del frasco, no debe utilizarse pasados 3 meses.
- Repetir el ciclo de desinfección cuando hayan pasado más de 30 días sin ponerse las lentes. Puede conservar sus lentes en la solución, en el portalentes cerrado, hasta 30 días.
- Cerrar el frasco después de cada uso.
- Desechar la solución del portalentes después de cada uso.
- Para evitar la contaminación, no tocar el gotero.
- No utilizar nunca agua del grifo para aclarar el portalentes o las lentes.
- Si es necesario, limpiar las lentes una vez por semana con un comprimido para la limpieza enzimática de proteínas.
- En caso de irritación del ojo, consultar a un especialista.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Conservar a temperatura ambiente.
- No usar después de la fecha de caducidad.
- Antes de utilizar un medicamento oftálmico, informe a su médico de que es usuario de lentes de contacto.
- No utilizar en caso de alergia a algunos de los componentes.

#### COMPOSICIÓN:

Póloxamer, HPMC, EDTA, PHMB 0,00015% en una solución tamponada isotónica.



**anmat**  
BLOJ Martin  
CUIL 20250210575



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** ROT, E, INST, DE USO-CLARLENT S.R.L.,

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.01.19 18:58:21 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.01.19 18:58:22 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-3110-8928-20-2

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente N°: 1-47-3110-8928-20-2

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por CLARLENT S.R.L., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SOLUCIONES PARA LIMPIEZA DE LENTES DE CONTACTO:

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

17-430 Soluciones limpiadoras para lentes de contacto

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): AVIZOR

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Soluciones que ayudan en la limpieza, desinfección incluso en la eliminación de proteínas de lentes de contacto.

Modelos:

EYE SEE ONLY ONE

Período de vida útil: 3 (TRES) AÑOS

Condición de uso: Uso de venta libre



Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: no corresponde

Forma de presentación: Envases conteniendo: 100ml., 360ml. y 60 ml.

Método de esterilización: llenado aséptico

Nombre del fabricante:

AVIZOR S.A

Lugar de elaboración:

Avenida de la Innovación, 2, 28919 LEGANES MADRID ESPAÑA.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-1010-19, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-47-3110-8928-20-2