



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A. N. M. A. T.*

DISPOSICIÓN N° 0840

BUENOS AIRES, 10 FEB 2012

VISTO el Expediente N° 1-47-17916-11-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Electromedik S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.



DISPOSICIÓN N° 0840

*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA  
DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Airserp, nombre descriptivo Concentrador de Oxígeno y nombre técnico Concentradores de Oxígeno, de acuerdo a lo solicitado, por Electromedik S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 76 y 77, 39 a 42 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1136-17, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente

31  
1



DISPOSICIÓN N° 0840

*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-17916-11-6

DISPOSICIÓN N° 0840

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° .....**0840**.....

Nombre descriptivo: Concentrador de Oxígeno.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: ECRI 12-873 - Concentradores de Oxígeno.

Marca del producto médico: Airserp.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Proporciona un flujo continuo de aire oxigenado para responder a prescripciones de oxigenoterapia del paciente indicadas por el médico.

Modelo(s): 1) LifeStyle Oxygen Concentrator, 2) FreeStyle Oxygen Concentrator.

Período de vida útil: 10 (diez) años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Airsep Corporation.

Lugar/es de elaboración: 401 Creekside Drive, Buffalo, NY 14228, Estados Unidos, (domicilio anterior) 290 Creekside Drive, Buffalo, NY 14228, Estados Unidos.

Expediente N° 1-47-17916-11-6

DISPOSICIÓN N° **0840**

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del  
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

.....0840.....

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



# Electromedik

A SU SERVICIO LAS 24 HS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO

# 0840

Líder en equipamiento electromédico

Service - Seguridad - Alquiler - Venta



## Método de uso

Antes de cada uso

Después de la instalación y antes de cada utilización, efectúe la secuencia siguiente:

- Desempaque e inspección: abrir el paquete y sacar el equipo y los accesorios con cuidado. Revisar los componentes de acuerdo a la lista de empaque.
- Comprobar el buen estado general (señales de golpes, etc.) del aparato.
- Comprobar el buen estado general del circuito de paciente (gafas flexibles, mangueras limpias, ausencia de cortes, etc.).

Carga de la Batería

Debe cargar la batería ante de usar el equipo.

Para cargar la batería conecte la fuente de energía de CA o de CC a la entrada de corriente de la unidad y dejar cargar durante 3 hs aproximadamente.

Cánula Nasal

Se utilizan unas cánulas nasales y un tubo para suministrar el oxígeno del equipo al paciente. El tubo está conectado a la salida de oxígeno de la unidad. AirSep recomienda usar unas gafas nasales con un tubo de 2.1m. El uso de otros accesorios que no estén previstos para ser utilizados con este concentrador de oxígeno podría afectar su rendimiento.

Puesta en Funcionamiento

Paso 1. Sitúe y posicione el concentrador de oxígeno de manera tal que las entradas y la salida de aire no estén obstruidas. La unidad y en particular la zona de entrada de aire, debe estar ubicada en un espacio bien ventilado.

Paso 2. Encienda la unidad.

Paso 3. Conecte la cánula nasal en la salida de oxígeno.

Paso 4. Ajuste el selector de flujo al valor de flujo prescrito por su médico. Al encender la unidad, esta emite una breve alarma que indica que el equipo esta preparado para su uso.

Cuando el concentrador de oxígeno detecta una inhalación le suministra oxígeno a través de la cánula. La duración de este flujo impulso depende del ajuste.

Después de encender el equipo, el tiempo necesario para alcanzar la concentración máxima de oxígeno es de 3 minutos.

Fuentes de alimentación eléctrica para dispositivos portátiles

Los dispositivos portátiles se pueden alimentar usando 4 tipos de fuentes de energía diferentes:


1. Batería interna: se encuentra dentro de la unidad y es recargable.
2. Fuente de energía CA: permite conectar la unidad concentradora a un toma de 220 V, 50 Hz. Cuando el equipo funciona conectado a la fuente de energía de CA, la corriente alimenta la unidad y recarga la batería al mismo tiempo.
3. Fuente de energía CC: la unidad puede conectarse a una toma de CC de 12 V. Cuando el equipo funciona conectado a la fuente de energía de CC, la corriente alimenta la unidad y recarga la batería al mismo tiempo.
4. AirBelt opcional (accesorio de cinturón para batería externa): disponible solo para el modelo FreeStyle, la unidad puede recibir energía de un cinturón con batería externa. Cuando se usa junto con la batería interna totalmente cargada, suministra corriente a la unidad hasta un máximo de 10 horas. La batería del cinturón

APODERADA  
ELECTROMEDIK S.A.




JULIANA DOMINGUEZ  
APODERADA  
ELECTROMEDIK S.A.

Fragata Presidente Sarmiento 2265 - C1416CBW - C.A.B.A. | Telefax: (54-11) 4856-7004 y P.R.  
Mail: [ventas@electromedik.com.ar](mailto:ventas@electromedik.com.ar) | Web: [electromedik.com.ar](http://electromedik.com.ar)  
Servicio de Guardia: (011) 4978-3532 | 15-4448-0004 | 15-4446-8424

Bioing   
Directora Técnica

15-4446-8424



se conecta a la entrada de corriente de la unidad y puede recargarse si la conecta a la fuente de energía de la propia batería del cinturón.

#### Alarmas

Cuando el equipo portátil detecta una inhalación se enciende una luz verde parpadeante sobre el ajuste de flujo de impulso seleccionado.

Dependiendo del modelo, cuando la unidad está en funcionamiento y al mismo tiempo está siendo cargada a través de una fuente de CA o CC, el indicador de carga de la unidad puede mostrar el nivel de carga de la batería del concentrador portátil y permanecer encendido aproximadamente hasta una hora después de alcanzar la carga completa.

Se emite una alarma acústica si el nivel de carga de la batería es bajo, si la cánula está desconectada o si el funcionamiento de la unidad no es el especificado.

**Arranque:** una breve alarma suena durante el arranque. El concentrador empieza a funcionar cuando se interrumpe la alarma.

**Batería baja:** cuando el nivel de carga de la batería se aproxima a un nivel bajo, suena una breve alarma intermitente y una luz amarilla de BATTERY (batería) parpadea.

**Atención:** cuando esto ocurre sustituya la batería, enchufe el concentrador a una toma de corriente CC o a una toma de corriente CA o bien cambie a otra fuente de oxígeno antes de transcurridos dos minutos. Cuando el concentrador se conecta a una toma de CC o de CA, la unidad funciona mientras se recarga la batería.

**No detecta inhalación:** cuando el concentrador funciona pero no detecta inhalación dentro de un tiempo predeterminado, emite una alarma acústica constante y la luz roja de ALARM (alarma) se enciende.

**Atención:** Si esto ocurre compruebe la conexión entre la cánula y la unidad, asegúrese que la cánula estén correctamente conectadas y que respira por la nariz. Si la alarma continua sonando, utilice otra fuente de oxígeno y contacte al proveedor de su equipo.

**Capacidad de la unidad excedida:** Si la frecuencia respiratoria del usuario excede la capacidad de la unidad concentradora, una alarma rápida suena y la luz roja de alarma parpadea intermitentemente. En ese caso, la concentración de oxígeno que el equipo suministra no cumple con las especificaciones de la unidad. Debe reducir cualquier actividad, cambiar a otra fuente de oxígeno y ponerse en contacto con su proveedor.

**Fallo general de funcionamiento:** si la unidad presenta un fallo general, suena una alarma acústica rápida y la luz roja de ALARM (alarma) se enciende continuamente. En ese caso, la concentración de oxígeno que el concentrador suministra no cumple con las especificaciones de la unidad. Cambie a otra fuente de oxígeno y póngase en contacto con el proveedor del equipo.

**Batería totalmente cargada:** en algunos modelos portátiles, cuando la unidad está conectada a un toma CA o CC y el selector de flujo se encuentra en la posición de OFF, la luz amarilla de BATTERY (batería) se enciende de manera continua para indicar que la batería está totalmente cargada.

**Atención:** tenga en cuenta que, cuando cargue la batería por primera vez, debe dejarla cargando durante 12 horas incluso si la luz amarilla está encendida de manera continua.

Tochetti



JULIETA BORBULLI  
APODERADA  
ELECTROMEDIK S.A.

Fragata Presidente Sarmiento 2265 - C1416CBW - C.A.B.A. | Telefax: (54-11) 4856-1004 y L.R.  
Mail: [ventas@electromedik.com.ar](mailto:ventas@electromedik.com.ar) | Web: [electromedik.com.ar](http://electromedik.com.ar)  
Servicio de Guardia: (011) 4978-3532 | 15-4448-0004 | 15-4446-8424

Bioing. Silvana Tochetti  
Directora Técnica  
Mat. N° 1 5634




# Electromedik

A SU SERVICIO LAS 24 HS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO

# 0840

Líder en equipamiento electromédico  
Service - Seguridad - Alquiler - Venta



Estado	Alarma Acústica	Luz	Indica	Acción
Indicador	Breve, continua, durante el arranque	(Verde) PULSE (impulso), luz continua.	Se ha encendido la unidad.	Puede empezar a utilizar la unidad.
Indicador	No	(Verde) PULSE (impulso), luz intermitente.	La unidad suministra oxígeno por impulsos.	Siga utilizando la unidad normalmente.
*Indicador	No	(Amarilla) BATTERY (batería); luz intermitente.	Cargando la batería	Si desenchufa la unidad de su fuente eléctrica y lo utiliza, la batería no suministra corriente durante los 50 minutos.
*Indicador	No	(Amarilla) BATTERY (batería); luz continua (cuando la unidad está apagada y conectada a una toma CA y CC).	Batería completamente cargada.	Si se desconecta la unidad de la fuente eléctrica CA o CC, la batería suministra corriente durante 50 minutos.
**Indicador	No	Indicador de nivel	Nivel de carga de la batería	Cargue según lo indicado.
**Indicador	No	(Amarilla) luz continua	Servicio necesario	Devuelva la unidad al proveedor de equipo para su inspección/servicio.
Alarma	Continua: Bip	(Roja) ALARM (alarma); luz continua	La unidad no ha detectado una inhalación durante un período de tiempo predeterminado	Compruebe la conexión de la cánula. Asegúrese que respira por la nariz. Si la alarma persiste, contacte al proveedor del equipo.
Alarma	Intermitente: Bip, bip, bip...	(Amarilla) BATTERY (batería); luz intermitente o Indicador de carga	El voltaje de la batería es demasiado bajo para que funcione la unidad	Reemplace la batería o conecte inmediatamente la unidad a un toma de CC o CA.
Alarma	Intermitente y rápida: Bip, bip, bip...	(Roja) ALARM (alarma); luz intermitente.	La frecuencia respiratoria excede la capacidad e la unidad.	Reduzca la actividad y/o localice y utilice otra fuente de oxígeno. Póngase en contacto con su proveedor de equipo.
Alarma	Intermitente y rápida: Bip, bip, bip...	(Roja) ALARM (alarma); luz continua.	Se ha producido un fallo general de la unidad.	Apague la unidad. Utilice otra fuente de oxígeno y contacte al proveedor del equipo.
*Advertencia	Intermitente: Bip, pausa, bip, pausa..	(Amarilla) BATTERY (batería); Luz intermitente.	Es necesario recargar la batería.	Reemplace la batería o conecte la unidad a fuente eléctrica de CC o CA en menos de 5 minutos.
*Advertencia	Intermitente: Bip, bip, bip, pausa, bip, bip, bip..	(Roja) ALARM (alarma); luz intermitente.	La frecuencia respiratoria se acerca al umbral de capacidad de la unidad o la unidad esta por tener un fallo general.	Reduzca la actividad y/o utilice otra fuente de oxígeno. La unidad puede seguir funcionando en esas condiciones.

(\*) Disponible en modelo LifeStyle.

(\*\*) Disponible en modelo FreeStyle.

JULIETA BORRUEL

APDORADA

ELECTROMEDIK S.A.

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



Fragata Presidente Sarmiento 2265 - C1416CBW - C.A.B.A. | Telefax: (54-11) 4856-1004 y L.R.  
Mail: [ventas@electromedik.com.ar](mailto:ventas@electromedik.com.ar) | Web: [electromedik.com.ar](http://electromedik.com.ar)  
Servicio de Guardia: (011) 4978-3532 | 15-4448-0004

*Bochetti*  
Blaing, Silvana Bochetti  
Directora Técnica  
Mat. N° 15634






# Electromedik

A SU SERVICIO LAS 24 HS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Líder en equipamiento electromédico  
Service - Seguridad - Alquiler - Venta

0840



## Instrucciones de Limpieza

### Compartimiento interior

- Apague la unidad concentradora y desconecte el cable de corriente antes de limpiar el compartimiento interior.
- Mantenga la unidad concentradora limpia y evite la humedad y el polvo. Limpie regularmente la cubierta de plástico con un paño sin pelusa o con un paño o esponja humedecidos con un detergente doméstico suave. Asegúrese de que la salida de oxígeno a la que se conecta la cánula nasal no tenga polvo, agua ni partículas.
- No use líquido directamente en la unidad concentradora para limpiarla. La lista de agentes químicos de limpieza que **no deben usarse** según indica el fabricante del plástico son, entre otros, los siguientes:
  - i. productos a base de alcohol (alcohol isopropílico),
  - ii. productos a base de cloro concentrado (cloruro de etileno)
  - iii. productos a base de aceite (Pine-Sol, Lestoil).

Estos *no* se deben utilizar para limpiar la cubierta plástica del equipo. Estos productos químicos y los detergentes que los contengan cristalizan el plástico y deshacen las propiedades moleculares del plástico.

- Reemplace periódicamente la cánula desechable tras su uso normal. Su proveedor de equipos dispone de accesorios de repuesto.
- Para evitar que se anule la garantía de éste producto, siga las instrucciones del fabricante.

### Filtros

#### Filtro de admisión de aire

- Al menos una vez a la semana o cada 100 horas, retire y lave el filtro de admisión de aire.
- Siga el procedimiento siguiente para limpiar correctamente el filtro de admisión de aire:
  1. Retire el filtro de la cubierta del filtro de admisión de aire y lávelo con una solución de agua tibia y jabón.
  2. Enjuague bien el filtro y retire el exceso de agua con una toalla suave y absorbente. Asegúrese de que el filtro esté seco antes de volverlo a instalar.
  3. Coloque de nuevo el filtro seco.

No utilice el equipo sin el filtro de admisión de aire. Si dispone de un segundo filtro, coloque este filtro de repuesto antes de limpiar el sucio.

No se recomienda la esterilización de éste equipo.

#### Filtro de compresor y filtro del producto

- El filtro del compresor de fieltro y el filtro del producto se deben sustituir junto con el compresor después de 3000 horas. El proveedor de equipos reemplazará los filtros y el compresor del LifeStyle.

#### Aparatos de administración de oxígeno

- Seguir las instrucciones del fabricante.

#### Con cada nuevo paciente

- El equipo (unidad concentradora) se limpiara y desinfectará según las indicaciones anteriores.
- Seguir las instrucciones del fabricante.
- Se recomienda cambiar el filtro contra el polvo.
- Se debe reemplazar todo el circuito de administración de oxígeno (gafas de oxigenoterapia, cánula, etc.)

#### Bolsa de Transporte

- Para limpiar la bolsa de transporte y la correa, cepíllelas solamente con agua jabonosa tibia (no sature la bolsa), luego deje que se sequen al aire libre. No las lave ni las seque a máquina.

ELECTROMEDIK S.A.



JULIETA BORRUEL  
APODERADA  
ELECTROMEDIK S.A.

Fragata Presidente Sarmiento 2265 - C1416CBW - C.A.B.A. | Telefax: (54-11) 4956-8084 y L.R.  
Mail: [ventas@electromedik.com.ar](mailto:ventas@electromedik.com.ar) | Web: [electromedik.com.ar](http://electromedik.com.ar)  
Servicio de Guardia (011) 4978-3532 | 15-4448-0004 | 15-4446-8424

Tochetti  
Bioing. Silvana Tochetti  
Directora Técnica

## ROTULO

1. Fabricado por:
  - a. AirSep Corporation, 401 Creekside Drive, Buffalo, NY 14228, Estados Unidos.
  - b. Direccion anterior: AirSep Corporation, 290 Creekside Drive, Buffalo, NY 14228, Estados Unidos.
2. Importado por ELECTROMEDIK SA – Fragata Pte. Sarmiento 2265 – Capital Federal – Argentina.
3. Concentrador de Oxígeno Marca AirSep – Modelos: LifeStyle Oxygen Concentrator; FreeStyle Oxygen Concentrator.
4. Conservar a temperatura entre -20°C – 60°C, de 0% a 95% de humedad relativa.
5. Fecha de fabricación: ver en etiqueta identificatoria en el producto.
6. Número de Lote o Serie: ver en etiqueta identificatoria en el producto.
7. ver manual del usuario en el interior del empaque.
8. ver precauciones, advertencias, e instrucciones de uso en el manual del usuario.
9. Venta exclusiva a profesionales e instituciones de salud
10. Director técnico: Bioingeniera Silvana Tochetti – MN 5634
11. Autorizado por A.N.M.A.T – PM-1136-17

*Tochetti*

Bioing. Silvana Tochetti  
Directora Técnica  
Mat. N° 15634


*[Signature]*  
**JULIETA BORRUEL  
APODERADA  
ELECTROMEDIK S.A.**

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricado por:
  - a. AirSep Corporation, 401 Creekside Drive, Buffalo, NY 14228, Estados Unidos.
  - b. Dirección anterior: AirSep Corporation, 290 Creekside Drive, Buffalo, NY 14228, Estados Unidos.
2. Importado por ELECTROMEDIK SA – Fragata Pte. Sarmiento 2265 – Capital Federal – Argentina.
3. Concentrador de Oxígeno Marca AirSep – Modelos: LifeStyle Oxygen Concentrator; FreeStyle Oxygen Concentrator.
4. Conservar a temperatura entre -20°C – 60°C, de 0% a 95% de humedad relativa.
5. ver manual del usuario en el interior del empaque.
6. ver precauciones, advertencias, e instrucciones de uso en el manual del usuario.
7. Venta exclusiva a profesionales e instituciones de salud
8. Director técnico: Bioingeniera Silvana Tochetti – MN 5634
9. Autorizado por A.N.M.A.T – PM-1136-17

  
Bioing. Silvana Tochetti  
Directora Técnica  
Mat. N° 15634



  
JULIETA BORRUEL  
APDDERADA  
ELECTROMEDIK S.A.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-17916-11-6

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° .....**0840** y de acuerdo a lo solicitado por Electromedik S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Concentrador de Oxígeno.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: ECRI 12-873 - Concentradores de Oxígeno.

Marca del producto médico: Airserp.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Proporciona un flujo continuo de aire oxigenado para responder a prescripciones de oxigenoterapia del paciente indicadas por el médico.

Modelo(s): 1) LifeStyle Oxygen Concentrator, 2) FreeStyle Oxygen Concentrator.

Período de vida útil: 10 (diez) años.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Airsep Corporation.

Lugar/es de elaboración: 401 Creekside Drive, Buffalo, NY 14228, Estados Unidos, (domicilio anterior) 290 Creekside Drive, Buffalo, NY 14228, Estados Unidos.

Se extiende a Electromedik S.A. el Certificado PM 1136-17, en la Ciudad de Buenos Aires, a .....**10 FEB 2012**....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° **0840**

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.