



DISPOSICIÓN Nº 4 2 2 9

BUENOS AIRES, 23 JUL 2012

VISTO el Expediente Nº 1-47-8128/12-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Agimed S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

j



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

DISPOSICIÓN Nº

4229

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, Inciso II) y 10º, inciso I) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Respironics, nombre descriptivo Sistema Polisomnográfico y nombre técnico Polisomnógrafos, de acuerdo a lo solicitado, por Agimed S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 4 y 5-19 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

Q



"2012 – Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

DISPOSICION N. 4 2 2 9

ARTÍCULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1365-88, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 6º - Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-8128/12-0

DISPOSICIÓN Nº

4229

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR A.N.M.A.T.



ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº4229.

Nombre descriptivo: Sistema Polisomnográfico

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-458 Polisomnógrafos.

Marca de (los) producto(s) médico(s): Respironics

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: diseñado para grabar, visualizar e imprimir información fisiológica del sueño. Estos parámetros se presentan gráficamente en una pantalla de ordenador para poder realizar una revisión y un diagnóstico, de forma parecida a la utilización de una grabadora poligráfica tradicional de papel.

Modelo/s: Alice 6 Sistema Polisomnográfico

Período de vida útil: Ciclo de vida: 7 años a partir de la fecha de puesta en servicio inicial.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

1- Respironics, Inc.

Nombre del fabricante:

- 2- Respironics, Inc.
- Respironics, Inc.

Lugar/es de elaboración:

- 1- 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, Estados Unidos.
- 2- 312 Alvin Drive, New Kensington, PA 15068, Estados Unidos.

2- 312 A

J



"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO"

3- 175 Chastain Meadows Court, Kennesaw, GA 30144, Estados Unidos.

Expediente Nº 1-47-8128/12-0

DISPOSICIÓN Nº 4 2 2 9

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR

A.N.M.A.T.



ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR A.N.M.A.T.





Sistemas Respironics – Diagnóstico del Sueño Proyecto de Rótulo

Importado por: AGIMED SRL. CULLEN 5771 P	ISO 1 Y 2. CIUDAD DE BUENO:	S AIRES - ARGENTIN	IA	·
<u>Rabricado por:</u> RESPIRONICS INC. 1001 Murry Ridge Lane. Murryaville PA 15668 - Estados Unidos de América		175 Chastein	RESPIRONICS INC. 175 Chastain Meadows Court. Kennessw, GA 3014 Estados Unidos de América	
RESPIRONICS INC 312 Alvin Drive . N Estados Unidos de	lew Kensington, PA 15068 -			
RESPI	RONICS ALICE 6 S	SISTEMA PO	LISOMNOG	RÁFICO
Ref	<u>S/N</u>	XXXXXXX	ــــا_ـــــ	
\triangle	120/240 V CA, 50/60 Hz, 1,0 A 9 V	太	IPX1	X
	Temperatura de : Temperatura de almacen: d — funcionamiento, almacen: resión atmosférica entre 110 K	amiento y transporte	ete: -20°C a +60°C : 15% a 95% sin cond	
	Director Técnico: Leonardo	o Gómez. Bioinge	niero Mat. Nº. 554	5
	Condición de Venta	n		
	Autorizado por	la ANMAT PM-	1365-88	

FERNANDO SCIOLLA
Apoderado
ACIMED S.R.L.

Bioing, LEDNARDU GOMEZ MET. COPUTO 5545 Director Tecnico AGINED S.R.L.



Importado por:
AGIMED SRL.
CULLEN 5771 PISO 1 Y 2. CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

<u>Febricado por:</u>
RESPIRONICS INC.
1001 Murry Ridge Lane. Murrysville PA 15888 Estados Unidos de América

RESPIRDNICS INC. 175 Chastain Meadows Court. Kennesaw, GA 30144 Estados Unidos de América

RESPIRONICS INC. 312 Alvin Drive . New Kensington, PA 15068 – Estados Unidos de América

RESPIRONICS ALICE 6 SISTEMA POLISOMNOGRÁFICO



120/240 V CA, 50/60 Hz, 1,0 A 9 V



IPX1



Temperatura de funcionamiento: +5°C a +40°C
Temperatura de almacenamiento y de transporte: -20°C a +60°C
Humedad — funcionamiento, almacenamiento y transporte: 15% a 95% sin condensación
Rango de presión atmosférica entre 110 KPa (a nivel del mar) y 60 KPa (2.600 m sobre nivel mar)

Director Técnico: Leonardo Gómez. Bioingeniero Mat. Nº 5545

Condición de Venta:_____

Autorizado por la ANMAT PM-1365-88

> El dispositivo no tiene alarmas y no está indicado para utilizarse como monitor automatizado de apnea.

ADVERTENCIAS

- •No enchufe los cables de los sensores en tomas de corriente. El contacto de los cables con tomas de corriente conlleva un grave riesgo de descargas eléctricas.
- No utilice el sistema Alice 6 a menos de 0,9 metros de tanques o tiendas de oxigeno.
- No opere el sistema Alice 6 en ninguna situación explosiva en la que estén operativas o en uso fuentes inflamables o explosivas.
- Si sospecha que el sistema no está funcionando adecuadamente, no intente repararlo. Póngase en contacto con el proveedor del equipo o con Respironios para solicitar asistencia técnica.
- Desenchufe siempre los componentes de todas las fuentes de energía eléctrica (CA) cuando limpie el sistema o cualquiera de sus accesorios. Para quitar la alimentación de CA, desconecte el cable de la fuente de la fuente de la fuente de la fuente de la
- No conecte un equipo telefónico a las entradas auxiliares.
- Si el paciente lleva un marcapasos cardiaco, consulte al médico del paciente antes de realizar el estudio.
- Retire todos los cables del paciente (piezas aplicadas) antes de llevar a cabo la desfibrilación cardiaca. El dispositivo
 Alice 6 y sus accesorios no están protegidos contra el efecto de la desfibrilación cardiaca.
- No utilice el sistema Alice 6 en entornos de resonancia magnética nuclear (RMN) ni cerca de fuentes de altas emisiones.
- No toque la estación base y al paciente simultáneamente, dado que puede crear un riesgo de descarga eléctrisa
- Revise regularmente los cables etéctricos, otros cables y el dispositivo de fuente de alimentación para verificar que no presenten danos ni signos de desgaste. Deseche y sustituya las piezas dañadas antes de usartas.
- Asegúrese de que cualquier cable conectado al paciente se encamine de forma que se reduzcan las posibilidades/MA/ADÓ GOMEZ

 MAIL COPITÉCISSAS

 Director Técinico
- No toque las patillas de los conectores identificadas con el símbolo de advertencia de ESD. No deben hacersec (MED S.R.L. conexiones a estos conectores si no se utilizan procedimientos que eviten descargas electrostáticas. Estos procedimientos preventivos incluyen los métodos para evitar la acumulación de cargas electrostáticas (p. ej., aire

Instrucciones de Uso (AIII-B)



acondicionado, humidificación, coberturas conductoras de suelos, ropa no sintética.), descargar el propio cuerpo entrando en contacto con el marco del equipo, con tierra o con objetos metálicos, y la unión de uno mismo al equipo o a tierra mediante una correa de muñeca.

- Asegúrese de qua las partes conductoras de los electrodos y los conectores asociados, incluido el electrodo neutro, no
 entren en contacto con otras partes conductoras, incluida la tierra.
- No lo utilice durante procedimientos quirúrgicos de alta frecuencia ni durante intervenciones electroquirúrgicas.
- Para los bebes, no apriete el cinturón hasta el punto de impedir la respiración del bebe. Además, compruebe la tensión de los cinturones de esfuerzo antes y después de las tomas de alimentos. A medida que el bebe come, su vientre puede expandirse y el cinturón puede quedarle incómodamente apretado.

Precauciones

- Siga todas las recomendaciones e instrucciones del fabricante de todos los equipos utilizados con el sistema Alice 6. Asegúrese de leer, entender y seguir las instrucciones de este y otros manuales que vengan con el sistema y sus componentes. Si no tiene un manual, pida uno al distribuidor o fabricante del equipo.
- Tenga presentes las interferencias de señales que pueden producirse como consecuencia de fuentes externas. Son necesarías señales electrónicas para que funcione el Alice 6. Aunque el sistema contenga métodos y técnicas que puedan proporcionar protección frente a fuentes externas de Interferencia, el funcionarniento del sistema Alice 6 puede verse afectado adversamente por:
- campos electromagnéticos de más de 10 V/m en las condiciones de prueba de la norma EN 60601-1-2
- el funcionamiento de equipo de alta frecuencia (diatermia)
- desfibriladores o equipo terapéutico de onda corta
- radiación (p. ej., rayos X y TAC)
- campos magnetices (p. ej., RMN)
- Los tejidos sintéticos de cortinas o alfombras pueden producir interferencias debido a la electricidad estática. Tocar un objeto inanimado (p. ej., una pared, una cuna) antes de manipular el sistema previene a menudo los problemas causados por la acumulación de electricidad estática.
- Las señales de transmisores potentes de estaciones de televisión, radio, aeropuertos, policía, bomberos y ambulancias pueden recibirse e interpretarse como señales del corazón o de la respiración. Si usted se encuentra a menos de un kilometro y medio de alguna de estas fuentes, pida al Servicio de Atención al Cliente de Philips Respironics que le ayude a determinar si su sistema funcionara adecuadamente.
- No esterilice el equipo Alice con autoclave, gas o presión. No empape ni sumerja el equipo en ningún líquido.
- No utilice nunca un cable de extensión con el sistema Alice 6. Opere siempre el dispositivo utilizando una toma de alimentación de CA con toma de tierra. Si no está seguro de si una toma de corriente cuenta con una toma de tierra adecuada, póngase en contacto con un electricista para obtener asistencia.
- · Si utiliza una toma de tierra de EEG, no utilice la derivación de ECG RL.
- No ponga líquidos sobre el sistema Alice 6 nl cerca de el. Si se derraman líquidos sobre el equipo, deje de utilizarlo
 hasta que pueda determinarse si su uso es seguro. Póngase en contacto con Philips Respironics para solicitar asistencia
 técnica.
- No opere el sistema Alice 6 durante tormentas ejéctricas. Podría perderse o dañarse ja información.
- No deje caer ninguno de los componentes del sistema Allce 6. Si se cae cualquiera de los dispositivos, interrumpa su uso hasta que pueda determinarse que está plenamente operativo. Póngase en contacto con Philips Respironics para solicitar asistencia técnica.
- Informe de los problemas que se planteen con cualquiera de los componentes del sistema Alice 6. Si el sistema no funciona adecuadamente, póngase en contacto con Philips Respironics inmediatamente para su reperación.
- Utilice únicamente accesorios aprobados por Philips Respironics.

3.2.;

FERNANDO SCIOLLA Apoderado AGIMED S.R.L. Biolog. LEONARDO GOMEZ. Mat. COPITEC 5545 Olirector Técniqo ACIMED S.R.L.





Uso previsto

El sistema Alice 6 es un sistema polisomnografico (PSG) que esta diseñado para grabar, visualizar e imprimir información fisiológica para terapeutas/médicos. Estos parámetros se presentan gráficamente en una pantalta de ordenador para poder realizar una revisión y un diagnostico, de forma parecida a la utilización de una grabadora poligráfica tradicional de papel.

El dispositivo se utilizara en hospitales, instituciones, centros o clínicas del sueño, u otros entornos de prueba en los que pacientes adultos o bebes requieran la documentación de diversos trastornos del sueño u otros trastornos fisiológicos.

3.3.; Conexión de electrodos de EEG

Debe conectar los electrodos de EEG especificados por el protocolo de su centro y en base a la configuración que elija. La siguiente tabla enumera los sitios habituales de EEG de los que se recogen datos durante un estudio del sueño.

	Control to rote		5.5.69 5.100
Fp1	Polar frontal azquierdo	THO	Temporal posterior detectio
Fp2	Polar frontal derecho	Tp7	Temporoparietal izquierdo
F7	Temporal anterior izquierdo	Cp3	Centroparietal Izquierdo
F3	Frontal implierdo	Cp7	Centropanetal cere (linea media)
FŻ	Frontal cero (linea media)	Cp4	Centroparietal delecho
F4	Frontel derecho	1pg	Temperoparietal derecho
FIS	Temporal arserior derecho.	ឞ	Temporal posterior izquierdo
f17	Frontotemporal izquierdo.	P3	Panietal equiendo
Fc3	Frontocentral equierdo	PŻ	Parletal cero (linea media)
Fc.?	Frontocentral cero (finea media)	P4	Parietal devectio
Fc4	Frontocentral detecho	16	Temporal posterior derecho
FtB	Frontotemporal derectio	OI*	Occipital izquierdo
19	Тетпрогаі розтекої ігдинчо	Qz .	Occipital cero (finea media)
13	temporal exputerdo	02*	Occipital derecho
£3 .	Central iziquierdo	AL/MIT	De referencia izquierda (oreja izquierda)
Čz	Central coro (linea media)	A2/M2*	De referencia derecha (oreșa derecha)
£4*	Ceraral delecho	Torna die tiena	Toma de tierra ISO
14	Temporal dérecho		

Conexión de electrodos de ECG

Los sistemas de LDxN y de LDxS de Alice 6 son compatibles con un ECG de una sola derivación, de 6 derivaciones o de 7 derivaciones. El sistema LDe es compatible con un ECG de una sola derivación. El ECG de una derivación emplea dos o tres cables procedentes del tablero de entrada (el de la pierna derecha es opcional, dependiendo de que se utilice o no una toma de tierra aistada de EEG con el paciente). El ECG de 6 derivaciones emplea tres o cuatro cables procedentes del tablero de entrada (el de la pierna derecha es opcional), y el Alice calcula los seis canales mediante la referencia

las señales. El ECG de 7 derivaciones emplea tres o cuatro cables, incluida una derivación torácica intercostal, que puede colocarse en cualquiera de las posiciones V (V1-V6), y el Alice calcula los siete canales mediante la referencia cruzada de las señales.

FERNANDO SCIOLLA Apoderado AGIMED S.R.L.

Bioing, LEONARDO GOMEZ Mrt. COPITÉC 5545 Directo: Técnico ASIMED S.F.L.



	Brothen ex esticudar de FCG		
Tableroide entrada internacion	al (según AAN), codigo AHA (iscológo de E	£idu)	
ECI de una denvación	Denvedon il	RA (grano dissectio) intojo LL (Planta ingularia) in estato RL (Planta dissectia) integro Modat No conecte la (littleación P) al está utilización una toma desiento de per	
ECG da 6 democratices	Cestvacion: 4	RA (Blaco desscho) = tojo LA (Blaco inquimidio) = amarilio. R. (Fierra derector) = regio Monte his conecte la derection (5 st esta utilizando una brana de hana de 846.	
	Delivacion (RA distante defection in repo-	
SCG de 7 dertvacionés	Derivacrite: I	RA Brazo derected - rojo 11 (Riema underecte) - vondo RI (Parcia derecta) - regio Mastir No correcte la distribition (V) di esti unitarondo una tomia de signatura 650.	
	Termadón il	RA (Israe) derecho) werranko III. (Rema septemba) wersak C (Rema) withouto	


Fijación de los sensores de esfuerzo torácico y abdominal

Realice los pasos siguientes para fijar sensores torácicos y abdominales a un paciente:

Nota: Si quiere usar otro método para supervisar el esfuerzo respiratorio de un bebé (por ejemplo, un monitor de apnea), siga las indicaciones del fabricante para la conexión de los sensores.

Nota: Los sensoras de esfuerzo Piezo no son compatibles con los tableros de entrada de Alice 6.

- 1. Coloque el cinturón de esfuerzo torácico en tomo al tórax del paciente, de modo que se extienda a lo largo del tercio inferior del estemón. Asegúrese de que el paciente tenga el cinturón bien sujeto, pero no demasiado apretado. Conecte los dos correctores pequeños del conjunto de cables al cinturón. El conjunto de cables debe colgar recto delante del paciente.
- 2. Enchufe el conector en el tablero de entrada.



FERNANDO SCIOLLA Apoderado AGIMED S.R.L.

Bioing, LEONARD GOMEZ Ida MRT, COPITED 5545

Directo: Techico AG/MED 8 R.L.





3. Coloque el cinturón abdominal en tomo al estomago del paciente, de modo que quede justo por debajo de la caja torácica. Los cierres del cinturón deben quedar alineados con las caderas del paciente. Asegúrese de que el paciente tenga el cinturón bien sujeto, pero no demasiado apretado. Conecte los dos conectores pequeños del conjunto de cables al cinturón. El conjunto de cables debe colgar recto delante del paciente.

Advertencia: Para los bebés, no apriete el cinturón hasta el punto de impedir la respiración del bebé. Además, compruebe la tensión de los cinturones de esfuerzo antes y después de las tomas de alimentos. A medida que el bebé come, su vientre puede expandirse y el cinturón puede quedarle incómodamente apretado.

4. Enchufe el conector en el tablero de entrada.

Nota: Si no está utilizando los sensores de esfuerzo zRIP, las formas de onda mostradas en Sieepware tendrán un aspecto diferente de una forma de onda generada a partir de una señel RIP. Para obtener más información, consulte la ayuda en pantalla de Sieepware.

Fijación de los electrodos de EOG y EMG


Eiectrodos dei EOG

Realice los pasos siguientes para fijar los electrodos del EOG a un paciente:

- 1. Conecte las derivaciones del EOG al paciente.
- 2. Enchufe las derivaciones en las entradas adecuadas del tablero de entrada.

Electrodos del EMG de piema

- Coloque las derivaciones del EMG de piema en el paciente según las especificaciones del centro. Deben supervisarse dos derivaciones en cada extremidad. Si se utiliza solo una derivación por extremidad se puede producir una señal defectuosa.
- 2. Enchufe el par de derivaciones por cada extremidad en las entradas adecuadas del tablero de entrada. Electrodos de EMG de la barbilia
- 1. Conecte los EMG de la barbilla al paciente.
- 2. Enchufe las derivaciones en las entradas del EMG de la barbilla del tablero de entrada.



Conexiones de EOG y EMG en el tablero de entrada

Conexión dei sensor de flujo de aire

Realice los pasos siguientes para fijar sensores de flujo de aire a un paciente:

Bioing, LEONARDO GOMEZ

Met. COPITEC 5545

Directol Técnico

ACMILD C.S.L.

RNANDO SCIOLLA

Apoderado

AGIMED S.R.L.






- 1. Asegúrese de contar con el sensor del tamaño adecuado para su paciente; están disponibles tamaños de adulto y bebe.
- 2. Para el sensor basado en la presión, coloque la cánula de presión nasal por encima del labio superior, con la cánula adentrándose ligeramente en el interior de las fosas nasales. Recorte, si es necesario, según las indicaciones del fabricante.
- 3. Para el sensor del termistor, coloque el sensor de forma que las lenguetas flexibles encajen bajo las fosas nasales. Pliegue las lenguetas hacia atrás 90° de modo que queden cómodas, aunque sin tocar la piel ni adentrarse en el interior de las fosas nasales. Las lenguetas se doblan hacia afuera, lejos del rostro del paciente. Si se aplica el sensor adecuadamente, el técnico podrá leer el logotipo sobre el sensor del termistor.

Precaución: Tenga precaución al colocar el sensor sobre el paciente. Para evitar cortes o imitación en la piel, no coloque el sensor demasiado cerca de las fosas nasales.

- 4. Coloque de forma ajustada las derivaciones sobre las orejas del paciente y conecte la entrada al tablero de entrada.
- 5. Puede fijar con cinta las derivaciones a las mejillas del paciente para ayudar a mantener el sensor en su sitio.



Conexión del sensor de presión

El sensor de flujo de aire del transductor de presión puede usarse durante las adquisiciones para capturar las características de flujo y presión del flujo de aire respiratorio, del ronquido y de la presión terapéutica. El sensor se conecta a la correxión del flujo basado en la presión del tablero de entrada de Alice 6.

Cuando se conecta a una cánula que el paciente lleve puesta, el sensor de presión captura el flujo basado en la presión y los ronquidos. La cánula debe conectarse al puerto «A» del modulo.

FERNANDO SCIOLLA Apoderado AGIMED S.R.L.




Bioing. LEGAR TO GOMEZ-MEL COPITED 5545 Directs: Técnico ACIMED S.R.L.



Conexión del sensor de SpO2

Para conectar un sensor SpO2, conecte el sensor al modulo de oximetría SpO2 Masimo de alto rendimiento/baja potencia.

Luego conecte el modulo SpO2 al tablero de entrada.



Constión del módulo SpO₂ en el tublero de entrada

3.4.;

REALICE LOS SIGUIENTES PASOS PARA CONFIGURAR EL HARDWARE DE ALICE 8.

- Si todavía no lo ha hecho, desembale su ordenador y configúrelo de acuerdo con sus instrucciones.
- 2. Desembale su sistema Alice 6 y asegúrese de contar con todos los componentes.
- 3. Asegúrese de que la estación base se coloque en una superficie plana y estable lo suficientemente cerca del tablero de entrada como para permitir una conexión sencilla al mismo. La estación base también debe colocarse en un lugar con fácil acceso a una fuente de alimentación de CA externa que tenga una conexión a tierra adecuada.
- 4. Coloque el tablero de entrada sobre una mesa o soporte por encima y por detrás de la cabeza del paciente, al lado de la almohada del paciente o en un gancho cercano utilizando el amarre/correa de hombro suministrado con su sistema. O utilice un soporte para montar el tabiero de entrada en una pared.
- Para conectar el amarre/correa de hombro, deslice la cinta de la correa en la muesca de la parte superior del tablero de entrada y compruebe que la correa este segura.

CONFIGURACION DEL EQUIPO

- 5. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación de CA.
- 6. Enchufe el extremo macho del cable de alimentación en la toma de corriente de pared.

Precaución: No utilice nunca un cable de extensión con el sistema Alice 6. Opere siempre el dispositivo utilizando una toma de alimentación de CA con toma de tierra. Si no está seguro de sí una toma de corriente cuenta con una toma de tierra adecuada, póngase en contacto con un electricista para obtener asistencia.

7. Conecte el cable de fuente de alimentación en el puerto de la fuente de alimentación () de la parte trasera de la estación base.

8. Enchufe un extremo del cable de comunicaciones en el puerto conector del tabiero de entrada () de la participa de entrada () del participa de entrada () de la participa de entrada () de la participa de entrada la estación base.


Gloing, LEDINIZQU COMEZ

ACIMED S.R.L.

Apoderado AGIMED S.R.L



Enchufe el extremo restante del cable de comunicaciones en la conexión serie () del tablero de entrada.
 Cable de comunicaciones Alice 6 LDxS



Conexión del cable de comunicaciones

Nota: Los extremos del cable de comunicaciones son intercambiables. Cualquier extremo puede enchufarse en la estación base y en el tablero de entrada.

- 10. Siga el Paso A para configuraciones alambricas de punto o el Paso B para configuraciones de red alambricas.
- A. Para configuraciones alambricas de punto a punto:
- Enchufe un cable cruzado CAT-5 en el puerto de red () de la parte trasera de la estación base.
- Luego, enchufe el extremo restante del cable al conector de interfaz de red de su ordenador.
- B. Para configuraciones de red alambricas:
- Enchufe un cable de red CAT-5 estándar en el puerto de red () de la parte trasera de la estación base.
- Luego, enchufe el extremo restante del cable en una conexión Ethernet. Por ejemplo, si ha configurado su conmutador de red en su sala de control, puede tender los cables de red CAT-5 desde las estaciones base de cada habitación de paciente a los conectores Ethernet del conmutador, de modo que todas las estaciones base estén enchufadas en la misma red.

Guía del usuarlo de Alice 6

— Para conectar su ordenador a la red, enchufe un cable de red CAT-5 en el conector de interfaz de red de su Apoderado ordenador, y enchufe el otro extremo del cable en una conexión Ethemet (p. ej., un conector en un commutada SIMED S.R.L.

11. Si está usando una cámara de video, micrófono y/o altavoces, conéctelos ahora siguiendo las instrucciones de la siguiente sección para realizar una configuración adecuada.

Nota: Si el técnico está en una sala de control separada del laboratorio de trastomos del sueño, los altavoces y el micrófono permiten al técnico hablar directamente con el paciente desde la sala de control. Los altavoces y el micrófono funcionan en el mismo formato unidireccional que un intercomunicador.

Puede cambiar el volumen de sonido usando el control de volumen de los altavoces o el ajuste de control de volumen de su ordenador.

12. Para conectar un dispositivo terapéutico Philips Respironics (CPAP, binivel, etc.) al sistema Alice 6, conecte el extremo del conector serie del cable de comunicaciones del dispositivo terapéutico en el puerto de conexión serie COM 1 (ICIOI) de la parte trasera de la estación base. Conecte el otro extremo del cable al puerto en la parte trasera del dispositivo terapéutico o a la tarjeta Sleeplink, si corresponde. Esto le permite controlar el dispositivo terapéutico directamente a través del sistema Alice 6. Consulte el manual del dispositivo terapéutico para obtener información sobre Bioling. LECINARD la conexión.





13. Si lo desea, puede conectar dispositivos médicos externos adicionales producidos por otros fabricantes, usando los conectores de entrada auxiliares de la parte trasera de la estación base. Consulte los manuales de los dispositivos para obtener información adicional.

Nota: Todos los demás conectores de la estación base (puertos USB, puertos accesorios, los canales auxiliares, los puertos A y B, y el puerto de conexión serie COM 2) no están en uso en el momento.

14. Instale el software Sleepware en su ordenador siguiendo las instrucciones de instalación de la *Gula de inicio de Sleepware (Sleepware Getting Started Guide).*

Nota: Si Sleepware detecta que el dispositivo Alice 6 está configurado para una zona horaria diferente, se producirá un error.

Para obtener más información, consulte la ayuda en pantalla de Sieepware.

El software Sleepware le permite visualizar y puntuar las adquisiciones de datos mientras una adquisición está en curso. También se pueden descargar y organizar los datos después de que se haya grabado una adquisición. Las adquisiciones de datos se ciasifican por identidad de paciente (p. ej., nombre y número de identificación), proporcionando de este modo la posibilidad de hacer un seguimiento dei historial de grabación de un paciente. Pueden localizarse fácilmente en la base de datos múltiples adquisiciones realizadas en un paciente.

Utilizando Sleepware, puede visualizar datos de forma de onda sin depurar en varios formatos de montaje y tiempo. Puede visualizarse una vista detallada de la grabación desplazándose por los datos. Puede seleccionar los canales mostrados en la pantalla y el color de los datos sin depurar, e imprimir cualquier pantalla o grupo de pantallas de datos sin depurar. Pueden visualizarse tendencias o patrones globales para la grabación a través del uso de pantallas de resumen de 1 hora y de 10 horas. Puede ver un video de los pacientes mientras duermen, y puede guardar video en tiempo real o capturas de imagen junto con los datos del sueño.

Sieepware detecta automáticamente eventos fisiológicos como apnea, hipopnea, ronquido, movimiento periódico de extremidades, frecuencia cardiaca, arritmia, pH y activación (arousai). También se pueden distinguir los eventos según su contexto (p. ej., una apnea con un descenso de la saturación o la frecuencia cardiaca asociado). Sieepware también reconoce una serie de eventos neurológicos para la determinación de las fases del sueño de los adultos, y actividad o patrones cardiorrespiratorias para la determinación de las fases del sueño de los bebes.

Puede validar eventos detectados, añadir eventos adicionales, eliminar eventos o cambiar el tipo de evento, la duración o la posición de un evento detectado. En base a la validación, Sleepware computa los valores estadísticos relevantes. Los valores pueden mostrarse en un formato de informe configurable por el usuario. Puede imprimir los informes inmediatamente o mostrarios para una revisión en pantalla. También puede diseñar formatos de informe personalizados utilizando la función informe personalizado.

Para obtener instrucciones de instalación o más información sobre Sleepware, consulte *Guía de inicio de Sleepware* (Sleepware Getting Started Guíde) y la ayuda en pantalla.

COMPRUEBE EL RENDIMIENTO DE SU EQUIPO

Debe verificar que el equipo Alice 6 funcione adecuadamente antes de iniciar una adquisición.

Compruebe los dispositivos alimentados con batería

Compruebe la batería en el sensor de posición corporal realizando una comprobación de cambio de posición. Cuando la batería del sensor no tiene energía, el sensor detecta una posición «de pie» en lugar de la posición real del cuerpo del paciente. Consulte la documentación proporcionada por el fabricante del sensor de posición corporal para obtener más información sobre las baterías.

Si está utilizando un micrófono alimentado con batería para la intercomunicación, recuerde apagar el micrófono al final

dei estudio para conservar la bateria.

Compruebe la impedancia y la calibración usando Sleepware.

FERNANDO SCIOLLA Apoderado Bioing, LECNIARD GOMEZ Met. COPITEC 5545 Directo, Técnico ACIMED S.R.L.





Sleepware le permite visualizar los valores de impedancia en cualquier momento durante su estudio, sin afectar a los datos fisiológicos que se están grabando. No perderá ninguna señal fisiológica al visualizar la impedancia. Para obtener más

Información, consulte la ayuda en pantalla de Sleepware sobre la comprobación de la impedancia y la calibración.

COMPRUEBE LA BIOCALIBRACION

- 1. Configure los sensores según se describió previamente en el manual.
- 2. Conecte todos los cables necesarios y compruebe las conexiones.
- 3. Inicie una adquisición en Sleepware.

El equipo Alice 6 empieza a capturar los datos.

4. Pida ai paciente que se tumbe de espaldas con los brazos a lo largo del cuerpo, los ojos cerrados y respirando suave y regularmente. Compruebe los sensores pidiendo al paciente que siga las instrucciones de la siguiente tabla.

	Comprobación de las sensores
нос	Sin mover la cabeza, haga que el paciente ciere los párpados y lentamente mueiva los ojos a la derocha y a la isquierda repetidamente durante 10 segundos. A continuación, haga que el paciente detre los párpados y lentamente mueiva los oldo hacia amba y hacia abajo durante 10 segundos.
EMG de la barbilla	Hagé que el paciente relaje la mandibula d'urante 5 ségundos, luego contralgà la mandibula mordiendo d'urante 3 segundos y luego la telaje de nuievo. Repita esto 3 o 4 veces.
Microlonu	Haga que el paciente respiso con un ritmo constante durante 15 segundos mientras lemine un sonido de ronquido durante la inspiración, o haga que el paciente cuente de 1 a 10.
Hujo de ane de cársila de- presión, termistor o esfúerzo abdominal y toracico	Haga que el paciente respire a través de la nariz con un ritimo constante durante 5 segundos, luego-repita respilando a través de la boca. A continuación, haga que el paciente contenga la respiración durante 5 segundos y fuego suelte el aire
EMS de pierna	Haga que el paciente contralga un músculo de la pamornità durante 1 segundo y lluego se relaje durante 1 segundo, repita 5 veces. Repita para la otra pantonilla. Haga que el paciente aciante los dedos de los pies, se doble hacia adelante, mantengà brevemente la posicion y repita.
EESSA	Hage que el paciente abrá los parpados, se telaje y máre hacia adelante durante. 10 segundos tuego, haga que el paciente cierte los parpados, se relaje y mantenga los olos mirando hacia adelante durante 18 segundos.

3.6.; INTERFERENCIAS CON OTROS DISPOSITIVOS O TRATAMIENTOS

Tenga presentes las interferencias de señales que pueden producirse como consecuencía de fuentes externas. Son necesarias señales electrónicas para que funcione el Alice 6. Aunque el sistema contenga métodos y técnicas que puedan proporcionar protección frente a fuentes externas de interferencia, el funcionamiento del sistema Alice 6 puede verse afectado adversamente por:

- campos electromagnéticos de más de 10 V/m en las condiciones de prueba de la norma EN 60601-1-2
- el funcionamiento de equipo de alta frecuencia (diatermia)
- desfibriladores o equipo terapéutico de onda corta
- radiación (р. еј., rayos X y ТАС)
- campos magnéticos (p. ej., RMN)
- Los tejidos sintéticos de cortinas o aifombras pueden producir interferencias debido a la electricidad estática. Tocar un objeto inanimado (p. ej., una pared, una cuna) antes de manipular el sistema previene a menudo los problemas causados por la acumulación de electricidad estática.

 | Dictional LEGINARIO GOI MEL COPITEO 6545
- Las señales de transmisores potentes de estaciones de televisión, radio, aeropuertos, policía, bomberos y antiquamente de pueden recibirse e interpretarse como señales del corazón o de la respiración. Si usted se encuentra a menos de de Corazón o de la respiración.

FERNANDO SCIOLLA Apoderado





kilometro y medio de alguna de estas fuentes, pida al Servicio de Atención al Cliente de Philips Respironics que le ayude a determinar si su sistema funcionara adecuadamente.

3.8.:

Limpieza y mantenimiento

Siga estas pautas generales al limpiar los sensores:

- Desenchufe siempre los componentes de todas las fuentes de energía eléctrica cuando limpie el sistema o cualquiera de sus accesorios.
- Desconecte todos los sensores y cables del sistema Alice 6 antes de la limpieza.
- Siga las instrucciones del fabricante para limpiar y desinfectar todos los equipos de supervisión y detección utilizados con el sistema Alice 6.

ESTACIÓN BASE, TABLERO DE ENTRADA Y CABLE DEL PACIENTE

Limpie la estación base Alice 6, el tablero de entrada y el cable de comunicaciones con un paño suave y húmedo entre los distintos usos con pacientes. Asegúrese de que todas las partes estén bien secas antes del uso.

Precaución: No esterilice et equipo Alice con autoclave, gas o presión. No empape ni sumerja el equipo en ningún líquido.

SENSORES

Cuando haya terminado el estudio del sueño, debe limpiar los sensores después de retirerlos del paciente. Algunos sensores requieren una limpieza especial. Limpie los sensores, según las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

MANTENIMIENTO

Los sistemas Alice 6 no contienen nInguna pieza de cuyo mantenimiento o reparación pueda encargarse el usuario.

Aparte de la limpieza periódica, el usuario no tiene que realizar ningún mantenimiento ni ninguna calibración. Los fallos del dispositivo, los canates o las señales deben remitirse a un centro de servicio técnico de Philips Respironics.

3.9.;

Preparación del paciente

INICIO DE UNA ADQUISICIÓN

Antes de realizar una adquisición, deberá revisar las conexiones de los cables y comprobar el equipo como se especifica a continuación.

COMPRUEBE SUS CONEXIONES DE CABLE

Revise sus conexiones de cable según se describe a continuación, antes de iniciar una adquisición.

1. Compruebe las conexiones del sensor.

Verifique que cada sensor este enchufado en el conector adecuado del tablero de entrada.

Verifique que el cable de comunicaciones esté conectado adecuadamente del tablero de entrada a la estación base.

2. Compruebe las conexiones del dispositivo auxiliar (si corresponde).

Verifique que cada dispositivo auxiliar esté conectado a la estación base utilizando la entrada auxiliar especificada durante la configuración de canales.

3. Compruebe las conexiones de la estación base.

Si está usando una conexión de red con cable, asegúrese de que el cable de Ethernet este introducido en el puerto de Ethernet en la parte trasera de la estación base. Use uno de los siguientes cables:

- El cable cruzado CAT-5 conecta la estación base directamente al ordenador que está ejecutando Sleepware.
- El cable de red CAT-5 conecta la estación base a un conmutador o conector Ethernet.


3.11

Resolución de Problemas

Instrucciones de Uso (AIII-B)

11/15 FERNANDO SCIOLLA

Bioing. EUN 300 5016 Mrt. COTTEC 5545 Directo: Tecnico






Problemas del equ	uipo informático y la estación base
tile connectado nó sinterna Alice según las, insuracciones, pero él EED (usta de la estación base (gon es el indicados de contemp) no soficimina	Compruebe las coneptiones del cable de alimentación y la friente de alimentación país axisguiranse del gue están adecuadamiente emutualidas. Si el problema principe, pruebes enchada el dispositivo en una tierra de contente de pared diferente, se dEED signer en llumicame, conecte que tempa una fuente de alimentación o un cable de alimentación defectuarse. Remigias en contacto con el Servicio de Atención al Clerite país obtenes ainida adecimal.
El ETE Enta de la estación base tiens una fuz amanía continua y sia cambiará a verde	Countdo encludia per peinera vez el disprostror, el LED Lista serbantaria en ornalillo. Esto endica que se ha suminerrado electricidad al displositivo, pero todavia no esto listo para se uso bir el plazo de 8 cárcitos, la haz debe carridad de amarillo javerde, indicando que esta lista para su uso. Directo no acordo, el Ales se coriada adaministramente y vuelve a intentació. Deserviruás la ensación baso y vuelva a ensobratira Si la las sigue un camosa de amazillo a verde en Emitirato, pórtuas en contacto con el Servicio de Arcolocio al Cilente para realizar el manerimiento del Alice.
El 180 de conveidn del tabléto de entrada de la estación baso está persystemato richterioristico no se áumina cuando conecto el tabléto de entrada.	Pupde que el tableto de entrada no sea compatible don la estación base. Los tableros de entrada de f.Daff y N.D.C. solo son compatibles con la estactón base i Do. El tableto de enmada de f.D.C. solo es compatibles con la entación hace de i De. Componetre que tiene oprietrado el trableto de sensida correctiva su estación base. Se está correctiva su estación, el i.E.D. de conexión del tableto de entrada no se turminas. Sel tableto de entrada nota correctado desante un entrada, el ED parameterá appelamente.
FILED de grabación de la estación base purpudes en arratilio	No hay outicamé escació de disco en la estación base para iniciar tima adquesción. Descargos has adoptificiones guardas en Sieroware. Para observa mas arbonocións, consiste la arguda en para alla de Sieroware.
Euson ejecutando una adquisión cuando la perdió la efectricidad que recibe no estación base Alice debido a un corte efection. ¿Que hagor "Perdexé algún dato?	La estación hace se encenderá de nueva actornáricamente cuando se recursore la electricidad. Los sintros datos que perderá espanalen a un máximo de 90 segundos de datos circento a la peráficia de electricidad rinásis el tempo disensite el contro eléctrico. El escutido se entratada superintamenta tan pronto como se recupera la electricidad San emburgo el auditad/video no se espanalará automáticamente. Puede que pieda temporalmente sus cantoles comprendos y los datos del arábitis espectral. Esto pueda enguenciare el final ele espectro a timbo a timbo de Santino.
La estaçión base no se reinitra después de una interrupción de energía	Desoprente la enjergia a la estación basin sistemie al memos 3 minutos. Vuelou a convetaria y promitir que se reinició el sistema.

Problemas del «g	apa anormatico y la estación bose
Diorden adan deslignado como receptor de los datin dejó de melhiy energia o se averilis.	Si el ordenación recupció de datos se airena o deja de recubir chengla, tiene dos aprilones: Si tiene esto ordenador en la marria red, acceda simplemente a Sierepviare dirisde ese ordenación y designoso condo so trasivo no optiondo datas. - Cambie la dispeción el de outo deternador de so red por la misma dirección.
	que utilizó el ordenados receptos de las datos que ya no funciona. Una ver que le de al mieneo ordenador esta morno dirección lifi la espación básic lo reconocera como el receptor de los datos y emperará a enviar datos al maevo ordenador.
La exaction base no apagoto en la réd cuando mato de añade set rugno sitepostivo a través de Skepwate	Podrian existir varias causas para esão; comprisébe lo alguiente:
	- Veinfique, que la interfación sed del dixiensador este en funcionamento y que el neterrador y la estadom bise essen consectados a la misma red.
	- Ajaggiresedir que la estacida bane esté enchuluda y recibiendo energia y compruebe que el LEO : Ista da la estación base está verde.
	- Complicable et cubitanto de la red para vienticar que resta usando el cable correcto para su configuración.
	En casé enhamatic un criminator de red com un sistema, asingúmese de que os Alice y el ordeniados pasten que el mismo lado das encuações cuando valualar dispositivo. Se hay un envintador de red entre la estación hase y el ordeniador, de potencialo unificado sintie los dispositivos en actionecialo el entrador fluva bismo de contrator en actionecialo el entrador. Oso bismo de cooleer esta es conscitar temporalmente la estación base directamiente la actionación a fuel de popularios y historio desconectar y curdiquira via red arguma sea necessario. Oso conocialos información de la directión iP del dispositivo, (vicede infraoducida información de la directión iP del dispositivo, (vicede infraoducida información de la directión iP del dispositivo, (vicede infraoducida información de la directión información de la directión infraoducida.
	5) se sigue productiendo el intoblema, primpase en confacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener más asistencia.
En Séreprivair, apprépe un membre de error cuando traro de estat una paglina queva en el solvarior «The page cannot be displayeda (film se puede renarar la pagina)	Absquirese de que su red esté activo. De ser así, compaseba la configuración proxy del ordenador. Debe destrabilitar la configuración del servidor pictor en se enderador. Para destrabilitar la configuración del servidor pictor paga la siguiante. 1. Haga de en Insero > Painel de cintrol > Opcionier de Interiord. 2. Haga de en Unison > Painel de cintrol > Opcionier de Interiord. 3. Haga de en Configuración de DAN y asequires de quaría opción. Servidor proxy no esté seleccionado.

3.12: Factores Ambientales – Compatibilidad Electromagnética Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

FERNANDO SCIOLLA Apoderedo AGIMED S.R.L.

Bloing, LEDN: 014: GOMEZ Met. COPITED 5545 Directs: Tégnico ACIMED S.R.L.





Sistemas Respironics - Diagnóstico del Sueño

Instrucciones de Uso

Guía y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas

Este dispositivo está indicado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario de este dispositivo debe asegurarse de utilizario en dicho entorno.

The Arthur State	and the section	45 Compared to the Compared Compared
Emisiones de radiofrecuencias CSPR 11	Grupo 1	El dispositivo stiliza energia de radiofirecuencia solamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de radiofirecuencias son muy bajas y no es probable que produzcan interferencias en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de adiofrecuencias CISPR 11	Clase 8	
Émisiones armònicas IBC 61000-3-2	Clase A	El dispositivo es adecuado para utilizarse en trado tipo de establecimientos, Incluidos los establecimientos domésticos y los conectados directamente a la red
Fluctuaciones de voltaje/ Emisiones de destellos EC 61000-3-3	Cumple	pública de suministro eléctrica de bajo voltaje.

Guía y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética

Este dispositivo está indicado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El usuario de este dispositivo debe asegurarse de utilizario en dicho entorno.

Descarga electrostática (ESD)	±6 kV por contacto	±6 kV por contacts	Los suelos deben ser de madera, hormigór o baldosas de cerámica. Si los suelos
EC 61000-4-2	±8 kV por aire	±8 kV por aire	están cubientos con material sinártico, la humedad relativa deberá ser al menos del 30%.
Transitorio eléctrico rápido	±2 kV para lineas de entrada-	±2 kV para lineas de suministro	La calidad de la energia de la red eléctrica
y ráfaga	salida	principales	debe ser la normal de un entorno domiestico u hospitalario.
ÆC 61000-4-4	±1 kV en modo dilevendai	±1 kV para lineas de entrada-	
		saiida	
Sobretensión #EC 61000-4-5	±1 kV en modo diferencial	±1 kV en modo diferencial	La calidad de la energia de la red eléctrica debe ser la normali de un erraxino
	±2¥V en modo común	±2 kV en modo común	doméstico u hospitalario.
Bajadas, interrupciones cortas	<\$% U, (calda de >95% en U)	<5% U, (caida de>95% en U,)	La calidad de la energia de la red eléctrica
y variaciones de voltaje en las lineas de entrada del	durante 0,5 ciclos	charate 0,5 cxixs	debe ser la normal de un ernorno doméstico u hospitalario.
suministro eléctrico	40% U, (raida del 60% en U) durante S ciclos	40% (L, (calda del 60% en (L)) dumente 5 ciclos	
€C 61909-4-11			
	70% U _r (calda del 30% en U _r) durante 25 ciclos	70% U; (calda del 30% en U;) durante 25 ciclos	
	<5% U, (calde de >95% en U)	<5% U ₁ (calda de >95% en U ₁)	
	durante S s	durante 5 s	I

Distancias de separación recomendadas entre los equipos portátiles o móviles de comunicaciones por radiofrecuencia y este dispositivo

El dispositivo está indicado para utilizarse en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones por radiofiecuencia radiada estén controladas. El cliente o el usuario de este dispositivo pueden ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas si mantienen una distancia mínima entre los equipos portátiles o móviles de comunicaciones por radiofiecuencia (transmisores) y este dispositivo tal como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

 8.01
 9.12
 9.52
 9.23

 9.1
 9.38
 9.38
 9.73

 1
 1.2
 1.2
 2.3

 10
 3.8
 3.8
 7.3

Para transmisores con potencias de salida nominal máxima distintas a las especificadas antes, la distancia de separación (d) ecomendada en metros (m) puede calcularse utilizando la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida nominal máxima del transmisor en vatica (W) según el fabricante del transmisor.

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz se aplica la distancia de separación correspondiente al intervalo de frecuencias superior

Nota 2 Estas directricas pueden no ser adecuadas en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y Dinectrin: Técnico el reflejo producidos por estructuras, objetos y personas.

n. LECKLARIE GOMEZ Met. COPITED 5545 Director Técnico ACIMED S.R.L.

FERNANDO SCIOLLA

Apoderado AGIMED S.R.L.



Guia y declaración del fabricante: inmuniciad electromagnética (continuación)

			the analysis of the second
Campo magnético de frecuencia de comente (50/60 Hz)	3A/m	3 A/ m	Las Intersidades de las campos magnéticos de frecuencia de la contente deben ser las normales de un entorno doméstico u Inospitalario típico.
IEC 61000-4-8			
	1 1 1 1 1 1 1		Los equipos portátiles o móviles de comunicaciones por radiofrecuencia no deben utilizanse a una distancia inferior a la distancia de separación recomendada de cualquier parte del dispositivo (includos los cubles); dicha distancia se calcula a partir de la ecuación correspondiente a la frecuencia del transmisor.
			Distancia de separación recomendada d = 1,2√P
Radiofrecuencia conducida SFC 61000-4-6	3 Vins De 150 letza 80 MHz	3 Vitts	d=1,2√P D=80 MHz a 300 MHz d=23√P D=800 MHz a 2,5 GHz
	3 Wm	3Wm	donde P es la potencia de salida nominal máxima del transmisor
Radiofrequencia radiada IEC 61000-4-3	De 80 letza 2,5 GHz		en vatios (W) según el fabricante del transmisor, y d es la distancia de separación recomendada en metros (m).
			Las intensidades de los campos de transmisores de radiofrecisencia fijos, determinadas mediamte un estudio electromagnético del lugar/a deben ser inferiores al nivel de cumplimiento en cada intervalo de frecuencias. ⁶
			En las proximidades de equipos marcados con el siguiente simbolo pueden producirse interferencias:
			*

Nota 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el intervalo de ficcuencias superior.

Nota 2: Estas directrices pueden no ser adecuadas en sodas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo producidos por estructuras, objetos y personas.

- Las intensidades de los campos de transmisores fijos, tales como los de estaciones base de radioteléfonos (móviles e inalámbricos) y de radios móviles terresses, radioaficiomados, emisiones de radio de AM y FIA y emisiones de refevisión no pueden predecise teóricamente con exactifud. Para evaluar el entorno electromagnético producido por trans nisores de adiofrecuencia fijos, debe considerarse la posibilidad de realizar un estudio electromagnético del lugar. Si la intensidad del campo medida en el lugar en el que se utiliza el dispositivo supera el nivel de cumplimiento de radiofrecuencia correspondiente indicado más arriba, el dispositivo debe observar no debe observe: para comprobar si funciona normalmente, En caso de funcionamiento anômato pueden ser necesarias medidas adicionales, como la entación o reculocación del dispositivo
- Dentro del Intervallo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, las interesidades de campo deben ser infesiores a 3 V/m.

Entorno operativo:

Intervalos de temperatura y humedad para el funcionamiento: 5 °C a 35 °C; de 15 a 95% Intervalos de temperatura y humedad para el almacenamiento/transporte: -20 °C a 60 °C; de 15 a 95%

3.14.:

ELIMINACIÓN

Recogida aparte del equipo eléctrico y electronico, según la Directiva comunitaria 2002/96/CE. Deseche este dispositivo de acuerdo con las normativas locales.

3.16.

Precisión de las mediciones

Precisión e intervaio de SpO2

Pantalla: 1-100% (la pantalla SpO2 muestra la saturación funcional).

Calibración: 70-100%

SpO2 y precisión de la frecuencia del pulso: Consulte las instrucciones del sensor para conocer las precisiones. CONTES 5545

Período de actualización de datos y cálculo de promedios: Se toman y muestran valores asimétricos cada segúndo o Teleprico Directo. Teleprico Directo. Teleprico S.R.L.

FERNANDO SCIOLLA

Apoderado AGIMED S.R.L.



Especificaciones de los modelos:

			gane i je sa pres Alice i jedan kajak	
	5	36	86	33
Constitution of		H		
Canada dos	Restaurts DMC			J
ERIO da ma	eo n i	eritaria de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la c		
Carolina EO		2)	
Consider EC	3		¹ (3 ferom y 4	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
	Property of the Control of the Contr	(schools)	(Septembras)	200 (190 (190 (190 (190 (190 (190 (190 (1
		87	88	
Transdictor	de Presión	Districted,	(Marsouthill)	Dispersia
**************************************	er en	// Water 1	tuitode ess	distincts con Score
Secre (Floric		ikes B	September 1	89
Powern sa	io cara no consiste sale introducionali (cara e e			
	U. Se compresa de la companya de la compresa de la companya de la companya de la companya de la companya de la		2	e e
	(pyrebilitism)	380	285	Cito.
Mario reference e per contra	ellipse/Entroperio	6	Approprie	
Separa :	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	a T	4	8
	Se eathair (Eiter)	700	1000	18
	la minettaci militari	2001 Fg.	2000	200 in 1
Total contribut	o cas altores as produces	(46)-62-11	500/82	99.92
	Techlo de Alko	90		187
	484			3000m
Corporation		Acceptable :	lands.	Accepta
	Control of the Contro	(Internet por	distanta per	(Intriduct plan
4.00	Heisen Ann 18	(an a 43.6)	1453 00)	
		Service	Mesmo	Laure (
	. 19 .	50 GS		1000
Vicino Auste		Interpretation	North Handwick Con	Market con
		(Confiver 1)	ARVEN	
Gmentle		2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		F
	1) 33 (22)	(1672-264-25 : +50-91/4/1785-557		. Teo de Adrianas e equipario (PCAVA E CES)
Tamaño	35,6 prof x 12,7 ancho x 3	1,7 attura (cm)	All the second	
Peso	3,5 kg			
	BONNEL SERVICE COLORS			144 (155 155 155 155 155 155 155 155 155 15
Tamaño	20,3 prof x 10,2 ancho x	22,9 prof x 10,2 anch	o x 20,3 prof	x 10,2 ancho x 3,2
Tamaño 	20,3 prof x 10,2 ancho x 3,2 altura (cm)	22,9 prof x 10,2 anch 3,2 altura (cm)	o x 20,3 prof altura (cm	

ERNANDO SCIOLLA Apoderado AGIMED S.R.L.

Bioing, LEUNTRO, GOIMEX Met. COPITEO 5645 Directa: Técnico AC!MED S.R...



ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-8128/12-0

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº 4...2...9 y de acuerdo a lo solicitado por Agimed S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema Polisomnográfico

Código de Identificación y nombre técnico UMDNS: 17-458 Polisomnógrafos.

Marca de (los) producto(s) médico(s): Respironics

Clase de Riesgo: Clase II

Indicación/es autorizada/s: diseñado para grabar, visualizar e imprimir información fisiológica del sueño. Estos parámetros se presentan gráficamente en una pantalla de ordenador para poder realizar una revisión y un diagnóstico, de forma parecida a la utilización de una grabadora poligráfica tradicional de papel.

Modelo/s: Alice 6 Sistema Polisomnográfico

Período de vida útil: Ciclo de vida: 7 años a partir de la fecha de puesta en servicio inicial.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante:

S

- 1- Respironics, Inc.
- 2- Respironics, Inc.
- 3- Respironics, Inc.

Lugar/es de elaboración:

- 1- 1001 Murry Ridge Lane, Murrysville, PA 15668, Estados Unidos.
- 2- 312 Alvin Drive, New Kensington, PA 15068, Estados Unidos.
- 3- 175 Chastain Meadows Court, Kennesaw, GA 30144, Estados Unidos.

DISPOSICIÓN Nº

4229

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR A.N.M.A.T.