

1.00

DISPOSICIÓN Nº 4 2 7 6

24 JUL 2012

BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente Nº 1-47-20791/11-0 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

#### CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Debene S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la Inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

S

# DISPOSICIÓN Nº 4276



2174

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

# EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase lá inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Saint come nombre descriptivo Endoprótesis aórtica estéril con sistema de colocación para el tratamiento de la disección aórtica – sistema para disección y nombre técnico endoprótesis (stents), vasculares de acuerdo a lo solicitado, por Debene S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 31 y 15 a 20 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-799-61, con exclusión de toda otra fégenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Registrese. Inscribase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifiquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente

5



A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº

4276

Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-20791/11-0 DISPOSICIÓN N° 4 2 7 6

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



#### ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº .... 4 4 /

Nombre descriptivo: Endoprótesis Aórtica estéril con sistema de colocación para el tratamiento de la disección aórtica - Sistema para Disección

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-461 - endoprótesis (stents), vasculares

Marca de los modelos de los productos médicos: Saint Come

Clase de Riesgo: Clase IV

Indicación autorizada: tratamiento de disección aórtica durante una cirugía cardiovascular o endovascular.

Modelos:

**DJUMBODIS** 

DJUMBODIS 4, 40 mm (Largo nominal)

DJUMBODIS 9, 90 mm (Largo nominal)

DJUMBODIS 14, 140 mm (Largo nominal)

DJUMBODIS 19, 190 mm (Largo nominal)

DJUMBODIS 24, 240 mm (Largo nominal)

Todos en Longitud útil del catéter 300 mm, 700 mm, 1200 mm

Período de vida útil: 5 años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: SAINT COME CHIRURGIE

Lugar de elaboración: 185 CHEMIN DU VALLON DE L'ORIOL, 13007 MARSEILLE,

Francia.

Expediente Nº 1-47-20791/11-0 6

DISPOSICIÓN Nº

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR A.N.M.A.T.



2 4.4

\_ . .

# ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

Dr. OTTO A. ORSINGHER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.





Anexo III-B - INSTRUCCIONES DE USO

Importado y distribuido por: DEBENE SA. ANTEZANA 70 (1427) — CABA — ARGENTINA Fabricado por: SAINT COME CHIRURGIE 185 CHEMIN DU VALLON DE L'ORIOL - 13007 MARSEILLE - FRANCIA

# SISTEMA PARA DISECCION DJUMBODIS





STERILE EO

PYROGEN

NO REESTERILIZAR

Condición de Venta:\_

Director Técnico: Daniel Ricchione, Farmacéutico, Mat N°11.866 Autorizado por la ANMAT PM-799-61

#### NOMBRE DEL DISPOSITIVO:

Endoprótesis Aórtica Estéril con sistema de Colocación para el tratamiento de la disección aórtica Sistema para disección DJUMBODIS

#### DESCRIPCION:

El sistema para disección DJUMBODIS consta de una endoprótesis premontada sobre le balón de un catéter Saint Come. La endoprótesis DJUMBODIS se presenta e forma de un tubo catado de acero inoxidable 316L biocompatible, capaz de dilatarse y conservar la forma conseguida después del inflado y retirada del balón. El catéter con balón de Saint Come esta provisto de un balón distensible de late que puede ser inflado a través de un puerto inyectando una solución estéril compuesta por una mezcla de contraste y de suero fisiológico.

Hay 2 tipos dispositivos Djumbodis para disección: El Djumbodis SIstema de Disección quirúrgico para disección de aorta tipo A y el Djumbodis Sistema de Disección percútanlo para la disección de Aorta tipo B. El catéter del Djumbodis Sistema de Disección percútanlo tiene dos puertos de entradas luer-lock, una para pasar la guía y el segundo para la solución del inflado.

El catéter del Djumbodis Sistema de Disección solo tiene una entrada luer-lock, que permite el paso de la solución estéril para el inflado

Los volúmenes máximos de inflado (ver tabla 1) han sido determinados en base a pruebas in Vitro.

Corresponden al volumen de inflado necesario para alcanzar el diámetro máximo de inflado del balón de látex.

#### EMBALAJE:

Cada caja contiene un Sistema para Disección DJUMBODIS y un balón de reserva. El Sistema para Disección DJUMBODIS se presenta de forma unitaria en un doble envoltorio despegable estéril. El balón de reserva se presenta en forma unitaria en un doble envoltorio despegable estéril

#### **ESTERILIZACION:**

RGE

El Sistema para Disección DJUMBODIS este esterilizado con oxido de etileno y es Apirógeno.

Página 1 de 6

DANIEL RICCHIONE
Formedaurico - M. N. 1 1.866
DIRECTOR TEONICO
DESENSE S.A.
AMERICANA 20





Anexo III-B - INSTRUCCIONES DE USO

Table 1: Características del Sistema para Disección DJUMBODIS

REF	Longitud nominal DJUMBQDIS	Perfil	Longfizd belon	Valumen máximo de obalini	Diámetro méximo de inflado	Longitud Otfi del catéter	Introductor	Guts
		Q	JIRURGICO DJ	ARBODIS DISSECTION S	YSTEM			
DJUMBODIS DJUMBODIS 4 DJUMBODIS 4 DJUMBODIS 14 DJUMBODIS 19 DJUMBODIS 24	Cateler balde 40 mm 90 mm 140 mm 190 mm 240 mm	6 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm	40 mm 40 mm 90 mm 140 mm 180 mm 240 mm	60 m) 00 m) 120 m) 220 m) 300 m) 380 m)	45 гота	<b>30</b> 0 mm	Tubo de silicona blando (Tubo da la bomba extecorponea o similar) Ø1 orn L= 30 orn Corte el tubo con la longitud de la endoproto als.	
				UMBODIS DISSECTION	SYSTEM			
DJUMBODIS DJUMBODIS 4 DJUMBODIS 9 DJUMBODIS 14 DJUMBODIS 19 DJUMBODIS 24	Catéter batén 40 mm 90 mm 140 mm 190 mm 240 mm	9 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 0,5 mm	40 mm 40 mm 90 mm 140 mm 190 mm 240 mm	80 ml 80 ml 120 ml 220 ml 300 ml 380 ml	45 mm	700 mm	20 F 22 F 20 F 20 F 20 F 20 F	.035 "
DJUMBODIS CJUMBODIS 4 CJUMBODIS 9 CJUMBODIS 14 CJUMBODIS 16 CJUMBODIS 24	Catéter balon 40 mm 90 mm 140 mm 190 mm 240 mm	6 तम्म 6,5 तमा 6,5 तमा 6,5 तमा 6,5 तमा 6,5 तमा	40 mm 40 mm 90 mm 140 mm 190 mm 240 mm	50 ଲା 80 mi 120 mi 220 mi 300 mi 380 mi	45 mm	1200 mm	20 F 22 F 20 F 20 F 20 F 20 F	.035"

#### Table 2- TABLE VOLUMEN / INFLADO\*

Referencia	Diámetro 20 mm	Diametro 25 mm	Diámetro 30 mm	Diámetro 45 mm
DJUMBODIS 4	35 ml	45 ml	50 ml	60 ml
DJUMBODIS 9	45 ml	90 ml	110 ml	120 ml
DJUMBODIS 14	75 ml	140 mi	160 ml	220 ml
DJUMBODIS 19	120 ml	180 ml	240 ml	300 mi
DJUMBODIS 24	150 ml	240 ml	300 ml	380 ml

#### METODO:

La colocación del Sistema para Disección DJUMBODIS debe ser realizada durante una cirugía cardiovascular o una cirugía endovascular destinada a tratar una disección aórtica. Debe ser realizada por un medico con experiencia en cirugía cardiovascular o endovascular

El sistema para Disección DJUMBODIS permite suprimir el faiso lumen a la altura del arco aórtico, aorta descendente torácica y/o abdominal.

El DJUMBODIS Sistema de Disección quirúrgico puede ser utilizado después de la resección de la aorta ascendente en paciente bajo parada circulatoria e hipotermia profunda.

El DJUMBODIS Sistema de Disección percútanto, puede ser utilizado, a través del acceso quirúrgico a la arteria femoral o iliaca, si y solo si el diámetro y la configuración de las arterias lo permiten.

En todos los casos, la implantación y el inflado de DJUMBODIS Sistema de Disección, debe llevarse a cabo bajo control radioscópico y ecocardiografo.

Para el DJUMBODIS Sistema de Disección percutáneo, el dispositivo debe ser montado bajo la protección de un introductor hasta la zona de impiantación. El introductor s retirara antes de la apertura del stent. Una guía de apoyo adicional también se utilizara para ayudar al avance del catéter y reducir el stress en la pared de la aorta.

Página 2 de 6

DANIEL RICCHIONE Fermacéutice - MN, 11.86 DIRECTOR TECNICO DESENE S.A.


ANTEZANA 70



Anexo III-B - INSTRUCCIONES DE USO

La diferencia de elasticidad o de diámetro de los segmentos de la aorta puede provocar una asimetría en la apertura del Sistema para Disección DJUMBODIS, en estos casos, es preciso desinflar el balón y reposicionarlo de forma que un nuevo inflado del balón permita obtener una colocación perfecta del Sistema para Disección DJUMBODIS contra la pared aórtica. (Figura 1). El balón de reserva DJUMBODIS también puede ser utilizado bajo estas condiciones.

La parte proximal del Sistema para Disección DJUMBODIS debe ser atravesada por la altura que permite realizar la anastomosis de la aorta con el tubo protésico (Figura 2)



- 1. Parte proximal no abierte: deje de inflar en este punto.
- Desinifar el baión y despitazar el sistema de liberación de 1 a 2 cm más corce de la extremidad proximal o distal no abierta del etcnt.
- 3. Inflado del balon y apertura del Sistema para Dissoción DJUMBODIS

Figure 1 Inflatto asimétrico del balón

En caso una cirugía cardiovascular, una vez establecida la circulación en la aorta, es necesario realizar una ecografía aórtica transesofágica para comprobar el resultado del procedimiento.

Después de la cirugia cardiovascular o cirugia endovascular, los pacientes deben ser objeto de un seguimiento clínico y de exámenes por medio de tomo densitometría o resonancia magnética.

#### INDICACIONES:

El DJUMBODIS Sistema de Disección ha sido diseñado para ser utilizado durante procedimientos quirúrgicos y endovasculares en el tratamiento de la disección aórtica.

En el contexto de una disección aórtica, el beneficio de utilizar el DJUMBODIS Sistema de Disección del caso y queda bajo la responsabilidad del cirujano.

#### CONTRAINDICACIONES:

Las contraindicaciones a la implantación de un Sistema para Disección DJUMBODIS son aquellas que se relacionan habitualmente común procedimiento quirúrgico o con la implantación de una endoprótesis:

- > Paciente no candidato a una intervención quirúrgica
- Paciente no candidato a cirugía endovascular

Página 3 de 6

DANIEL RIGGHIONE
FORMAGEUTICO - M.N. 11.866
DIRECTOR TECNICO
DEBENE S.A.
ANTEZANA 70

JORGE A BOOTHELA





Anexo III-B - INSTRUCCIONES DE USO

Paciente alérgico al látex y al acero inoxidable 316L

#### PRECAUCIONES:

El sistema para disección DJUMBODIS se suministra ESTERIL para USO UNICO

Posibles riesgos relacionados con la reutilización del dispositivo que puede ocasionar riesgo para los pacientes

- Dispositivo diseñado para uso único
- Limpieza, desinfección y/o esterilización inadecuadas, ocasionando contaminación que puede conducir a reacciones toxicas o infecciones.
- Las sustancias químicas utilizadas para la desinfección puede también afectar el rendimiento del dispositivo
- Potencial contaminación con agentes pueden causar encefalopatías espongiformes transmisibles (TSEs)
- Los riesgos asociados con la reutilización de un dispositivo de un solo uso en procedimientos médicos invasivos
- Perdida de la trazabilidad de un dispositivo de un solo uso, perdida de la documentación asociada y de las instrucciones de uso.
- ¡NO REESTER!LIZAR!
- ¡NO UTILIZAR SI EL ENVOLTORIO HA SIDO DAÑADO!
- ¡NO INFLE EL BALON HASTA QUE EL SISTEMA PARA DISECCION DJUMBODIS HAYA SIDO POSICIONADO CORRECTAMENTE EN EL SITIO DE LA LESIONI
- ¡NO UTILIZAR DESPUES DE LA FECHA DE LIMITE INDICADA EN LA ETIQUETA!
- INO REUTILIZAR EL BALONI

No intente desplazar o retirar el Sistema para Disección DJUMODIS del baión sobre el que se encuentra montado. El sistema para Disección DJUMBODIS no puede ser retirado para ser colocado sobre otro catéter de angioplastía para su posterior expansión.

No ponga el catéter o el balón en contacto con solventes orgánicos ni toque el balón o el sistema para Disección DJUMBODIS.

Antes de posicionar el Sistema para Disección DJUMBODIS, es necesario comprobar que el dispositivo funciona correctamente y que su tamaño y su forma son los adecuados para el procedimiento a realizar. Si encuentra una resistencia durante la manipulación, interrumpa el procedimiento y avengüe la causa de la resistencia antes de seguir. Si no consigue averiguarlo, retire juntos y con cuidado el Sistema para Disección DJUMBODIS y el catéter balón. No intente retirar un Sistema para Disección DJUMBODIS parcialmente extendido ya que podría soltarse.

No retire el dispositivo de colocación hasta que le balón este totalmente desinflado. El balón de látex del catéter Saint Come presenta una resistencia suficiente como para permitir la expansión del Sistema para Disección DJUMBODIS sin riesgo de rotura.

Sin embargo, si se produjera una rotura del balón, retírelo y utilice el catéter balón de reserva para expandir el Sistema para Disección DJUMBODIS hasta el diámetro apropiado.

Página 4 de 6

DANIEL RICCHIONE
Formaseutico - M. N. I. 1.86 (
DIRECTOR TECNICO
DEBENE S. A.
ANTEZANA 70

JORGE A, BRIZULA DEBONEGO



#### Anexo III-B - INSTRUCCIONES DE USO

No sobre-dilate la anteria. Una dilatación excesiva del balón podria provocar una rotura de la arteria. Utilice una jeringa manual con un conector Luer y un volumen mínimo de 60 ml para inflar el balón. El balón no debe ser inflado nunca SIN el Sistema para Disección DJUMBODIS. El hacho de inflar el balón en una arteria no recubierta por el Sistema para Disección DJUMBODIS pueda provocar una rotura de la arteria. Durante el proceso de apertura del Sistema para Disección DJUMBODIS, el inflado del balón no deba prolongarse más allá del axtremo del Sistema para Disección DJUMBODIS. En ouerto el balón haya expandido la última malla del Sistema para Disección DJUMBODIS, el inflado debe ser interrumpido.

Utilice únicamente el producto de Inflado recomendado (una solución de inflado estéril compuesta por 10% de contraste medio y suero fisiológico)

No infie nunca el balón con aire o una mezcla gaseosa cualquiera. No sobrepase nunca los volúmenes máximos de inflado indicados en la tabla 1.

Compruebe que le catéter no resulte dañado ni doblado al entrar en la arteria.

Si fuera necesario introducir dispositivos endovasculares (guía, balón de angioplastia, stent...) a través de un Sistema para Disección DJUMBODIS recientemente implantado, este deberá ser atravesado con precaución, con control radioscópico y evitando ejercer cualquier presión sobre el Sistema para Disección DJUMBODIS. Ningún dispositivo debe ser colocado entre el sistema para Disección DJUMBODIS y la pared arterial.

El Sistema para Disección DJUMBODIS esta constituido únicamente de acero inoxidable 3616L y no es ferromagnético.

No provoca artefactos durante un examen por resonancia magnética o escáner.

El presente manual contiene una descripción técnica del Sistema para Disección DJUMBODIS pero no sustituye una formación real para la utilización del material

#### RIESGO Y EFECTOS SECUNDARIOS:

Los riesgos y efecto secundarios relacionados con la implantación del Sistema para Disección DJUMBODIS son los inherentes al procedimiento quirúrgico y procedimientos endovasculares y al implante de una endoprótesis. Cabe añadir también los siguientes:

- Reacción alérgica al látex, al acero inoxidable 316L, a los tratamientos médicos anticoagulantes t antiplaquetarios o al contraste.
- Rotura de la arteria
- > Fallecimiento

#### INSTRUCCIONES DE USO:

- Seleccione un Sistema para Disección DJUMBODIS del tamaño apropiado para la lesión a tratar en base a la tabla 1.
- > Compruebe que el envoltorio despegable este intacto y que la fecha limite que figura en la etiqueta sea valida
- En un ámbito estéril, retire con precaución el Sistema para Disección DJUMBODIS dei envoltorio despegable.
- > Compruebe que el Sistema para Disección DJUMBODIS no se mueva ni deforme y no toque el baión. No reposicione el Sistema para Disección DJUMBODIS sobre el balón.
- Compruebe que el Sistema para Disección DJUMBODIS montado sobre el balón presenta una superficie uniforme, sin protuberancias y que se encuentra correctamente posicionado sobre el balón.

Página 5 de 6

DANIEL RICCHIONE
FORMADORUTION - M. N. 1 1.866
DIRECTOR TEDNICO
DE BENE 18 A.
ANTEZANA 10

JORGE A BRIZUMA DEBENE A.



Anexo III-B - INSTRUCCIONES DE USO

- Compruebe que el catéter y especialmente el balón, no presenten ningún defecto.
- > Llevar el s Sistema para Disección DJUMBODIS hasta el lugar elegido bajo control radiológico
  - DJUMBODIS quirúrgico: bajo la protección de un tubo de silicona blando (de la bomba extracorpórea o similar de 30 cm. de longitud – cortar la longitud del stent, 4 cm., 9 cm., 14 cm., 19 cm., o 24 cm.)
  - DJUMBODIS percutáneo: con una guía, bajo las protecciones de un introductor, con la longitud y diámetro adecuados.
- Coloque una llave de 3 pasos en el puerto d e inflado del balón. Permite mantener el balón inflado durante el llenado de la jeringa.
- Manteniendo bajo control radiológicos los dos extremos para el Sistema para Disección DJUMBODIS, infle el balón por medio de una jeringa de 60 ml llena con solución de inflado estéril compuesta por una mezola de 10% de contraste medio y suero fisiológico.
- Compruebe bajo control radiológico que la fase inicial de inflado y de apertura se realiza a la altura de las articulaciones centrales del Sistema para Disección DJUMBODIS
- Comprueba bajo control radiológico la progresión distal y proximal del inflado y de la apertura del Sistema para Disección DJUMBODIS

Durante la apertura del Sistema para Disección DJUMBODIS, el inflado del balón no debe ser prolongado mas allá del extremo del Sistema para Disección DJUMBODIS. En cuanto el balón haya abierto la última mala del Sistema para Disección DJUMBODIS, el inflado debe ser interrumpido (ver figura 1-1) en caso de que se produzca un inflado asimétrico del balón (un extremo del Sistema para Disección DJUMBODIS se abre antes que el otro extremo):

- Desinfle el balón en cuanto alcance la ultima malla proximal o distal del Sistema para Disección DJUMBODIS
- o Reposicione el dispositivo de colocación de 1 a 2 cm., hacia el modulo proximal o distal abierto de forma incompieta. (ver figura 1-2 y 3)
- o Proceda al inflado y apertura del ultimo modulo proximal o distal
- o Desinfle el balón en cuanto alcance la ultima malla del Sistema para Disección DJUMBODIS
- o Retire el dispositivo
- o Controle la correcta apertura del Sistema para Disección DJUMBODIS bajo endoscopia

Los otros materiales utilizados durante el procedimiento (jeringa manual, guía, introductor...) así como los tratamiento médicos administrados serán definidos por el medico en base a su experiencia y a las instrucciones facilitadas por los fabricantes

#### ALMACENAMIENTO:

ORGE A. BA

El Sistema para Disección DJUMBODIS debe estar almacenado en su embalaje protector en un lugar fresco y seco, protegido de la luz. Se deberá respetar la legislación en vigor en relación con el desecho de los dispositivos de colocación una vez utilizados.

Página 6 de 6

PORNIEU RICCHIONE FORMICCHIONE M. N. 1 1.86 6 DIRECTOR TECNICO DEBENEVE A.

4276



# SISTEMA PARA DISECCION DJUMBODIS

Anexo III-B - Proyecto de Rótulo

importado y distribuido por: Fabricado por: DEBENE SA. SAINT COME CHIRURGIE Antezana 70 (1427) - CABA -185 CHEMIN DU VALLON DE L'ORIOL - 13007 MARSEILLE - FRANCIA Argentina SISTEMA PARA DISECCION DJUMBODIS Medidas:\_\_ \_\_ \_\_ Ref#\_\_\_\_\_ LOT xxxxxxxx STERILE EO PYROGEN NO REESTERILIZAR Condición de Venta:\_ Director Técnico: Daniel Ricchlone, Farmacéutico, Mat N°11.866 Autorizado por la ANMAT PM-799-61

JORGE A. BAIZVELA
DESERGOA.
APODERADO

DANIEL RICCHIONE
Formspotutius - M.N. 11.866
DIRECTOR TECNICO
DEBENE S.A.
ANTEZANA 70



#### ANEXO III

#### CERTIFICADO

Expediente No: 1-47-20791/11-0

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº 4...2.........., y de acuerdo a lo solicitado por Debene S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Endoprótesis Aórtica estéril con sistema de colocación para el tratamiento de la disección aórtica – Sistema para Disección

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-461 – endoprótesis (stents), vasculares

Marca de los modelos de los productos médicos: Saint Come

Clase de Riesgo: Clase IV

Indicación autorizada: tratamiento de disección aórtica durante una cirugía cardiovascular o endovascular.

#### Modelos:

**DJUMBODIS** 

DJUMBODIS 4, 40 mm (Largo nominal)

DJUMBODIS 9, 90 mm (Largo nominal)

DJUMBODIS 14, 140 mm (Largo nominal)

DJUMBODIS 19, 190 mm (Largo nominal)

DJUMBODIS 24, 240 mm (Largo nominal)

Todos en Longitud útil del catéter 300 mm, 700 mm, 1200 mm

Período de vida útil: 5 años

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

0/

..//

Nombre del fabricante: SAINT COME CHIRURGIE

Lugar de elaboración: 185 CHEMIN DU VALLON DE L'ORIOL, 13007 MARSEILLE,

Francia,

Se extiende a Debene S.A. el Certificado PM-799-61 en la Ciudad de Buenos 24 JUL 2012.

Aires, a ....... siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº 4276

Dr. OTTO A. ORSINGHER SUB-INTERVENTOR A.N.M.A.T.

+14×2.

- - 94.5