



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 4232

BUENOS AIRES, 02 JUL 2013

VISTO el Expediente Nº 1-47-19941/12-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Nipro Medical Corporation, Suc. Argentina, solicita se autorice la inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. Nº 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT Nº 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

[Firma manuscrita]

DISPOSICIÓN N° 4232



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Nipro, nombre descriptivo Máquina para Hemodiálisis y nombre técnico Unidades para Hemodiálisis, según lo solicitado por Nipro Medical Corporation, Suc. Argentina, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 117 a 119 y 120 a 158 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-877-66, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

DISPOSICIÓN N° 4232



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-19941/12-6

DISPOSICIÓN N° 4232

DR. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°**4232**.....

Nombre descriptivo: Máquina para Hemodiálisis.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: ECRI- 11-218- Unidades para Hemodiálisis.

Marca del producto médico: Nipro.

Clase de Riesgo: Clase III.

Indicación/es autorizada/s: Está destinada a ser utilizada en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica.

Modelo/s: Surdial 55 Plus

Período de vida útil: diez (10) años

Condición de expendio: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del fabricante:

- 1) Shibuya Kogyo Co, Ltd.
- 2) Shibuya Kogyo Co, Ltd. Medical Equipment Wakamiya Factory.
- 3) Shibuya Kogyo, Co, Ltd.

Lugar/es de elaboración:

- 1) 2-232, Wakamiya, Kanazawa, Ishikawa, 920-0054, Japón.
- 2) 2-72 Wakamiya, Kanazawa, Ishikawa, 920-0054, Japón.
- 3) Ko-58, Mameda-Honmachi, Kanazawa, Ishikawa, 920-8681, Japón.

Expediente N° 1-47-19941/12-6

DISPOSICIÓN N° **4232**


DR. ESTEBAN K. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.




Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.


ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

4252
.....

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.

Información de los Rótulos

Fabricante: Shibuya Kogyo Co, Ltd

2-232, Wakamiya, Kanazawa, Ishikawa, 920-0054, Japón
Shibuya Kogyo Co, Ltd Medical Equipment Wakamiya Factory
 2-72, Wakamiya, Kanazawa, Ishikawa, 920-0054, Japón

Fabricante legal: Shibuya Kogyo Co, Ltd

Ko-58, Mameda-Honmachi, Kanazawa, Ishikawa, 920-8681, Japón.

Importador: NIPRO MEDICAL CORPORATION Suc. Arg.


Juncal 2869 – Martínez- Provincia de Buenos Aires.

Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 Plus

Lote:

Fecha Fab.:

Fecha Venc:



FRONT SIDE




Directora Técnica: Farmacéutica Mariela Aleixo M.N. 14522

Autorizado por la ANMAT PM 877-66.

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias


Modelo de Rótulo



 MARIELA ALEIXO
 FARMACÉUTICA
 M.N. 14522


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.













4232




 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.

Referencias:


-  Posición de la caja.
-  No colgar.
-  Frágil, manipule con cuidado.
-  No invierta.
-  Límites de Temperatura (-10°C - 50°C).
-  Mantener Seco.
-  Fabricante.
-  Fecha de Fabricación.
-  Parte frontal.
-  Precauciones, ver manual de uso.



MARIELA ALEIXO
FARMACÉUTICA
M.N. 11522


GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.


2

4232



 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo Nº: 877.





Figura 1: Rótulo provisto por el fabricante.



Etiqueta 1

Mariela Aleixo
 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14622



Etiqueta 2


Gonzalo Gouk
 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

FRONT SIDE

Etiqueta 3

3

1




Máquina para Hemodiálisis
Surdial 55 plus

PM: 877-66.

Legajo N°: 877

4232



INSTRUCCIONES DE USO

3.1 Indicaciones del Rótulo

Razón Social y Dirección (Fabricante):

Fabricante: Shibuya Kogyo Co, Ltd

2-232, Wakamiya, Kanazawa, Ishikawa, 920-0054, Japón

Shibuya Kogyo Co, Ltd Medical Equipment Wakamiya Factory

2-72, Wakamiya, Kanazawa, Ishikawa, 920-0054, Japón

Fabricante legal: Shibuya Kogyo Co, Ltd

Ko-58, Mameda-Honmachi, Kanazawa, Ishikawa, 920-8681, Japón.

Importador: NIPRO MEDICAL CORPORATION Suc. Arg.

Juncal 2869 – Martinez- Provincia de Buenos Aires.

Identificación del Producto:

Producto: Máquina para Hemodiálisis

Marca: NIPRO.

Modelo: Surdial 55 Plus.

Condiciones de Almacenamiento, Conservación y/o Manipulación del producto:



No exponer al agua: Determina que durante el transporte y el almacenamiento, haya protección contra cualquier tipo de humedad.



Utilícese según las instrucciones de uso.




Temperatura de almacenamiento (-10°C a 50°C).



Frágil, manipule con cuidado.

MARIELA ALEIXO
FARMACÉUTICA
M.N. 1522


GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.



Máquina para Hemodiálisis
Surdial 55 plus

4232
PM: 877-66

Legajo Nº: 877



No colgar.



No invierta.



Posición de la caja.

Responsable Técnico de NIPRO legalmente habilitado:

Farmacéutica Mariela Aleixo M.N. 14522

Número de Registro del Producto Médico: "Autorizado por la ANMAT PM 877-66".

3.2 Prestaciones atribuidas por el fabricante

Esta máquina está destinada a ser utilizada junto con un dializador, el circuito de la sangre y otros equipos para los pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica y tengan prescripción médica.


3.3 Combinación del Producto Médico con otros productos


Ver ítem 3.4 y 3.9 de esta sección.



3.4 Instalación del Producto Médico

Las condiciones ambientales y los métodos de desempaque, montaje, y conexiones requeridas para instalar esta máquina, así como los materiales y accesorios incluidos en su empaque son detallados continuación:

Si el suministro eléctrico de la máquina es de 230V CA:


MARIELA ALEIXO
FARMACEUTICA
M.N. 14522


5
GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
BUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66. Legajo N°: 877-66.	
--	--	-----------------------------------	--

- La máquina está diseñada para que funcione con un suministro de energía de 230V CA \pm 10%, 50/60 Hz.

Se requiere un tomacorriente conforme al enchufe de protección a tierra de 230V CA, 10 A para que conecte con la máquina. Conecte correctamente el enchufe con el tomacorriente.

Si el suministro eléctrico de la máquina es de 110V CA:

- La máquina está diseñada para que funcione con un suministro de energía de 110V \pm 10% CA, 50/60 Hz.
- Se requiere un tomacorriente conforme al enchufe de protección a tierra de 119V CA, 20 A para que conecte con la máquina. Conecte correctamente el enchufe con el tomacorriente.

ADVERTENCIA

- NO usar una toma de energía CA o un adaptador sin la protección a tierra
- NO conectar el enchufe de la máquina al tomacorriente a través del adaptador.
- Si se sospecha que la instalación de energía tiene algún problema, solicitar que un ingeniero electricista revise el cableado.

Condiciones para el suministro de agua y el drenaje

Las condiciones de suministro de agua y drenaje se deben chequear para la operación normal de la máquina.


1 Presión del suministro de agua


Presión: de 0.05 a 0.74 MPa (0,5 a 7.5 kgf / cm²)


2 Tasa de flujo del suministro de agua

Tasa de flujo: \geq 900 ml/min

3 Temperatura del suministro de agua


 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14532


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.




Máquina para Hemodiálisis
Surdial 55 plus

PM: 877-66.

Legajo N°: 877.

4232



Temperatura: de 17 a 30°C.

Si se usa un intercambiador de energía, la temperatura debe ser de 4° a 30° C.

ADVERTENCIA

Usar agua de calidad que cumpla con AAMI – Normas Aprobadas en Estados Unidos para el Sistema de hemodiálisis, RD5, 1981, Sección 3.2. De lo contrario el paciente puede verse seriamente afectado.

Drenaje

Tasa del flujo del drenaje: ≥ 1500 ml/min

El tubo de drenaje debe ser de tres metros de largo o más corto.

El extremo del tubo de drenaje se debe colocar de 0 a 60 cm por encima del piso en la ranura de drenaje. Disponga el fluido de acuerdo con las regulaciones regionales


ADVERTENCIA


El desembalaje se debe hacer por lo menos entre dos operadores. Esto para evitar fracturas en caso de que la máquina caiga sobre una persona.

- 1) Inmediatamente después de desempacar, chequear que el número de fabricación indicado en el empaque corresponda al de la máquina.
- 2) Chequear si están los accesorios y si la máquina y los accesorios no están dañados.


Ensamblado de la lámpara indicadora y el soporte de Infusión

1. Remover la cubierta frontal y remover el núcleo unido al arnés de la luz del lado del indicador de la unidad.
2. Insertar la luz indicadora del arnés a través del soporte de infusión.


MARIELA ALEIXO
FARMACEUTICA
M.N. 14522


GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.

4232



MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina

Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus



PM: 877-66.

Legajo Nº: 877.

3. Aflojar el tornillo de bloqueo de la infusión soporte para fijar el soporte de infusión.
4. Apriete el pistillo de la cerradura con el soporte de infusión para fijarlo.
5. Conecte la luz indicadora del lado del conector firmemente al conector de la unidad-lado.
6. Insertar la torre de señal en el extremo del soporte de infusión por goteo y fijar con tornillos.
7. Introduzca la parte redundante del arnés indicador de luz en el interior de la unidad principal.
8. Instalar el núcleo en una posición de 20 mm o más del polo del soporte.
9. Una con la cubierta frontal.


Ensamblaje de conectores para los tanques de concentrados


1. Ensamblar los conectores para los tanques que tienen las soluciones A, B y desinfectante como muestra la figura de abajo.



MARIELA LEIXO
FARMACEUTICA
M.N. 47522

GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.


 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.



IMPORTANTE

- Cuando se conecta a un tanque de solución de reserva que tiene dos tapas, asegúrese de apretar la tapa situada en el lado opuesto de la solución.
- Cuando se conecta a un tanque de solución de reserva que tiene una sola tapa, realice un pequeño agujero cerca del agujero de la tapa del tanque de reserva para que haya una ventilación de aire.
- Prepare 3 sets para soluciones de reserva A, B y desinfectante.


Ensamblaje de bandeja: ver la figura siguiente para ensamblado de bandeja.





Tuberías y alambrado

- Caños para tubería deben ser adecuados para uso médico, la resistencia química debe ser considerada cuando se seleccionan los caños, el uso de otros pueden causar serios problemas en algunos pacientes.
- Las condiciones ambientales para su instalación deben ser llevadas a cabo por lo mencionado en el manual de instrucción.
- Empuje la punta de los tubos para la recolección del dializado y las aberturas de entrega a la parte más profunda y atarlas con bandas de unión, de manera que no se salga.


 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14522


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877



Conexión de recolección de líquido de diálisis y las aberturas de entrega.

1. Conecte el tubo azul del lado del enganche a la conexión final de "A dializar" empujando hasta la parte más profunda.
2. Conecte el tubo rojo del lado del enganche a la conexión final de "DESDE dializador", empujando hasta la parte más profunda.
3. Cortar el tubo lateral rojo del acoplador en una longitud deseada. Conectar el filtro LC con el lugar donde se está cortando.

Conexión de la abertura de drenaje

Usar un tubo con diámetro interno de 8 mm y una longitud de 3 m o menor. Atar el lugar de conexión firmemente con una banda de metal, etc., para que no se desprenda.

PELIGRO

Los cambios en la altura de la abertura de drenaje o bloqueo del tubo de drenaje puede causar cambios de presión de drenaje y dar lugar a un error.

Conexión con abastecimiento de agua

Usar una presión de resistencia en el tubo con un diámetro interno de 8 mm para abertura de soporte de agua. Atar el lugar de conexión firmemente con una banda de metal, etc. para que no se desprenda.


Conexión del cable de alimentación


PELIGRO

- Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la unidad del lado esté apagado antes de la entrega.
- Doblar o tirar el cable de alimentación, puede provocar la desconexión o cortocircuito. Colocar el cable de alimentación de modo que sea ligeramente curvado.


 MARIELA ALEIXO
 FARMACÉUTICA
 M.N. 14582


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.




- No conectar el enchufe de tres patas de la unidad con tomacorriente de dos patas usando un adaptador, puede causar un corto circuito o mal funcionamiento con ruido molesto.

El cable de alimentación suministrado con la unidad debe insertarse firmemente al toma corriente.

Conexión de los tanques de soluciones de reserva y desinfección.

A. Conexión de las soluciones de reserva A y B

Durante la Diálisis, los conectores de solución de reserva deben ser conectados con los tanques de almacenamiento de las soluciones A y B, ver figura siguiente.




PELIGRO

- Conectar firmemente, el conector de solución de almacenamiento. Perder la conexión podría resultar en fuga o aspiración de aire.

MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.P. 14522


GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66
		Legajo N°: 877.

- Para evitar conexiones equivocadas, conectores para soluciones A y B no deben ser unidos entre si.

B. Conexión con el tanque de desinfección

Cuando la desinfección es llevada a cabo durante el proceso de limpieza, conectar el conector de desinfección con el tanque de desinfección.



PELIGRO


- Perder la conexión puede resultar en fuga o aspiración de aire.
- La Concentración del desinfectante debe estar dentro de las especificaciones del rango.


Omisión de aire

El agua en la línea de fluido de la unidad se retira para su envío. Después de la instalación, realice las operaciones de omisión de aire, esta operación finaliza automáticamente.

Desinfección y enjuague del circuito de diálisis


 MARIELA AZEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 12522



 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.



Máquina para Hemodiálisis
Surdial 55 plus

4232
PM: 877-66

Legajo Nº: 877.



Asegúrese de haber desinfectado y enjuagado el circuito de diálisis antes de usar la máquina.

Preparación del calendario a tiempo presente

Setear el calendario y la hora.

IMPORTANTE

- Año, mes, día, hora, son arreglados en el tiempo de espera del enjuague, cambiar el seteadado durante el mismo.

Ajustar el volumen de alarma zumbido y melodía

1. Presionar SETTING 1
2. Seleccionar volumen de melodía y alarma de zumbido.
3. Cambiar el seteadado de volumen de 1 a 5 (máx: 5 min: 1).

IMPORTANTE

- El volumen no tiene "Mute" aunque se lo lleve al mínimo.
- El volumen de la melodía o de la alarma de zumbido no cambia inmediatamente cuando es seteadado.

La eliminación de los materiales de embalaje


Para la eliminación de los materiales de embalaje, separe cuidadosamente la madera, espuma de poliestireno, cartones y otros, siguiendo las regulaciones locales.

3.5 Implantación del Producto Médico.

No Corresponde (No es un Producto Médico implantable).


3.6 Riesgos de interferencia reciproca.


No Corresponde (el Producto no presenta riesgos de interferencia reciproca).



MARIELA ALEIXO
FARMACÉUTICA
M.N. 10522

GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARB.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.



3.7 Rotura del envase e indicación de los métodos adecuados de re-esterilización.

No debe utilizarse el aparato si el envase está roto o si el producto está dañado.

3.8 Limpieza, desinfección, acondicionamiento y método de esterilización.

Posterior al uso de la máquina, se debe asegurar de realizar la limpieza y la desinfección para mantener el funcionamiento por mucho tiempo y evitar la contaminación cruzada.

Limpieza: limpiar la parte manchada con un paño seco y suave.

Cuando se ve considerablemente manchada, limpie la parte con un paño humedecido con detergente neutro con el agua, y después eliminar la humedad con un paño seco.

Desinfección: cuando la sangre manche la máquina, límpiela con toalla de papel desechable o paño, luego limpie con agua y posterior con hipoclorito de sodio (1000ppm) diluido en agua, limpie la parte con un paño exprimido humedecido con agua, y luego elimine la humedad con un paño seco.

No usar Hipoclorito de Sodio concentrado directamente.

ADVERTENCIA

Para evitar la contaminación cruzada entre pacientes, limpie y desinfecte los puertos usando hisopos de algodón, etc.


PELIGRO

- No usar solventes o diluyentes como el benceno, etc. Ya que dañarán la superficie.
- Realizar la limpieza concuidado para evitar la entrada de fluidos dentro de los puertos y evitar el daño a los sensores.
- En el momento de limpiar y desinfectar utilizar guantes y herramientas de protección.


Limpieza del interior de la máquina.


Asegúrese de limpiar el interior de la máquina luego de haberla usado.


 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.T.V. 4522


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

4232

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.



1. Para la base en el interior del circuito de líquido de diálisis, limpie con un paño humedecido con agua.
2. Cuando el dializado o las soluciones de almacenamiento ensucien el circuito, límpielo de inmediato, puede producir corrosión.

IMPORTANTE

- Apague la máquina antes de limpiarla por el interior.

ADVERTENCIA

- Limpie el circuito eléctrico de la unidad con cuidado, es peligroso, debe realizarlo un persona entrenada o profesional.

Desinfección del circuito hidráulico


Asegúrese de desinfectar después del uso.

Desinfectar según el proceso de enjuague.


ADVERTENCIA


- Asegúrese de desinfectar el circuito hidráulico, sino se hace por un periodo de tiempo largo puede producirse la proliferación de bacterias entre las unidades y podrían entrar en el organismo del paciente por medio del tratamiento de diálisis.
- Confirmar que la botella que tiene el desinfectante tenga suficiente líquido desinfectante para el proceso de limpieza.
- Todas las desinfecciones deben ser confirmadas tras aspirar el desinfectante residual.
- Si el desinfectante no es aspirado puede causar un daño electromagnético en las válvulas y causar contaminación en los pacientes.
- Confirmar que el desinfectante residual no se incrementa en la botella de almacenamiento, de lo contrario no se obtiene suficiente desinfección.


 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14522


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

4232



 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo Nº: 877.

IMPORTANTE

- En caso de desinfección diluir el desinfectante concentrado desde un 6% hasta un 0.1% para desinfectar una hora a un flujo de 500 mL/min para consumir una concentración de 180 mL.
- En caso de limpieza acida diluir una concentración de ácido acético desde 50% a 2% para desinfectar en una hora a un flujo de 500 mL/min para consumir una concentración de flujo de 410 mL.

Concentraciones recomendadas para desinfección

Use el Hipoclorito de Sodio o Ácido Cítrico caliente para la desinfección del equipo.

Ajustar a las siguientes concentraciones:

Hipoclorito de Sodio: 4 a 6 %.

Ácido Cítrico: 10-50 %.

Chequear la concentración del desinfectante y ajustarla según lo necesario.

PELIGRO

Baja concentración de desinfectante o diluido resultará en una desinfección insuficiente.

Diluciones recomendadas y tiempos de desinfección

Condiciones recomendadas:
(con un flujo de 500 mL/min)

Hipoclorito de Sodio: concentración diluida a 1000 ppm, esperar 60 min

Ácido cítrico caliente: concentración 0.8%, mantener 15 min o más.


ADVERTENCIA

Si la concentración del desinfectante recomendado es muy baja o el tiempo de desinfección es insuficiente, no habrá desinfección efectiva y bacterias proliferarán en la unidad, pacientes estarán en peligro de infección.

Modo de desinfección recomendada





MARIELA ALEIXO
FARMACEUTICA
M.N.: 14722



GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.

4232

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.



La temperatura debe ser desde 32°C a 39°C. La desinfección efectiva es lograda con una temperatura de 32°C, con la dilución y el tiempo mencionado en los puntos anteriores.

El ácido cítrico caliente es operable en el rango entre 70 y 86°C.

A los 96°C la desinfección es esperada que se complete en el tiempo descrito previamente en el punto anterior.

ADVERTENCIA

Una baja temperatura trae como consecuencia una desinfección insuficiente y proliferación de bacterias en la unidad.

PELIGRO

El ácido cítrico caliente desinfecta solo cuando la opción haya sido programada.

Remover el Calcio del circuito hidráulico

El procedimiento es el descrito en el proceso de enjuague.

ADEVERTENCIA

- Cuando un concentrado de bicarbonato para diálisis es usado, el Calcio carbonatado puede precipitar dentro de la unidad, facilitando así la proliferación de bacterias y provocando un mal funcionamiento de la máquina.
Se debe remover el Calcio una vez por semana.
- En el proceso de enjuague verificar que el Calcio está siendo removido mediante el ácido acético de lo contrario chequear el sistema de válvulas.


3.9 Tratamiento y procedimiento adicional antes de utilizar el Producto Médico


Antes del dializado:

Chequear el Status de la máquina.

- Cuando el interruptor de alimentación no está encendido.


 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 17722


 17
 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.



	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877

No.	Action to be Taken	Message Display	Movement/Note
1	Activar el interruptor de alimentación en la parte posterior de la unidad		Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la salida apropiada
2	Encender el boton I/O		Despues de mostrar la pantalla StartUp se muestra el cartel "en espera de Enjuague"

Proceso de espera de enjuague

No.	Action to be Taken	Message Display
1	Presione el interruptor DIA.MODE para continuar en el proceso de la diálisis en espera 	


PELIGRO


Para prevenir la contaminación cruzada entre pacientes, asegúrese de enjuagar la unidad antes del tratamiento.

MARIELA A. VEIXO
FARMACEUTICA
M.N. 14522


GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.

4232





 MEDICAL CORPORATION, Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.

Proceso de enjuague completado


No.	Action to be Taken	Message Display
1	Presione el interruptor DIA.MODE para continuar en el proceso de la diálisis en espera 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">< Rinse completion process ></p> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> DIA. MODE RINSE MODE RINSE -PRG RINSE -SET WEEK-PRG MUTE </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">9:00</div> <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">RINSE END</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 5px;"> AUTO 1 AUTO 2 AUTO 3 AUTO 4 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">EXECUTION TIME 0 h 30 m</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">PRESENT TIME 4 / 10 (THU) 9:00</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">T. LEFT 0 m</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">END TIME 9-10 (THU) 9:00</div> </div>

Proceso de espera de la Diálisis

No.	Action to be Taken	Message Display
1	Presionar el boton PREP para empezar la espera del Dializado 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">< Dialysis waiting process ></p> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 1px solid black; padding-bottom: 5px;"> RINSE MODE PREP MUTE </div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">12:00</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>V. PRESS A. PRESS D. PRESS</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>UF REMOVED</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">000</p> <p>EST. UF TIME</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>UF GOAL</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">450</p> <p>UF RATE</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">100</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>0</p> <p>TEMP. 26.5 [°C]</p> <p>140 [mEq/L]</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>0</p> <p>COND. 16.4 [ns/cm]</p> <p>30 [mEq/L]</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>-16</p> <p>UF FINISH TIME</p> <p>EST. DIA TIME</p> </div> </div> </div>

MARIELA AVEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14572

GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.






MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina

Máquina para Hemodiálisis
Surdial 55 plus

PM: 877-66.

Legajo Nº: 877.

4232



PELIGRO

- Antes del tratamiento del Dializado, chequear si la unidad esta enjuagada apropiadamente y no hay residuos de desinfección

IMPORTANTE

- El circuito de Sangre puede ser preparado.


No.	Action to be Taken	Message Display
1	Esperar hasta que la temperatura y la concentración de dializado de la unidad queden estabilizados (aproximadamente 10 minutos)	

IMPORTANTE



- Cuando el sistema se encuentra en espera, la solución de almacenamiento es aspirada para preparar la diálisis.
- El movimiento SQHD no puede ser iniciado a menos que se ingrese en el proceso de preparación.

MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14622

GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.





4232



Máquina para Hemodiálisis
Surdial 55 plus


PM: 877-66.
Legajo Nº: 877.

Dializado

No.	Action to be Taken	Message Display
1	<p>Presionar el boton DIALYSE para iniciar la dialisis</p> 	<p>< Preparation process ></p> 

IMPORTANTE

Cuando se estabiliza la temperatura y la concentración durante el proceso de espera, el sistema procede automáticamente dentro del proceso de preparación.


 MARIELA A. LEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14532


 GONZALO GOUK 21
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

 NIPRO MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.

No.	Action to be Taken	Message Display
1	Presionar el boton RETRANS para entrar en el proceso de retracción y completar el tratamiento 	

IMPORTANTE

- El drenaje y la purga de gas no puede ser usados durante el proceso de diálisis.
- Presionar el botón **RETRANS** para coleccionar inmediatamente la sangre después de que la diálisis se haya completado.
- La ultra filtración (UF) se detiene cuando el procesado del sistema entra en el proceso de retracción.

Bajo condiciones de Bypass

MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14722

GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

4232







MEDICAL CORPORATION, Sucursal Argentina

Máquina para Hemodiálisis
Surdial 55 plus

PM: 877-66.

Legajo N°: 877.




No.	Action to be Taken	Message Display
1	<p>Para bypass manual, presionar BYPASS/RELEASE para liberar</p>  <p>Para drenaje, presionar el botón DRAIN durante el bypass manual. El drenaje no puede ser llevado a cabo durante el proceso de dializado</p> 	<p style="text-align: center;">< Bypass condition ></p> 

Preparado del circuito de sangre, del dializado y de jeringas


Mariela Aleixo
MARIELA ALEIXO
 FARMACÉUTICA
 M.N. 14522

Gonzalo Gouk
GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

4 2 3 2



	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo Nº: 877.



Preparado de circuito de sangre

PELIGRO

- Usar guías de sangre compatibles con la unidad, chequear si el circuito no esta dañado. Usar un circuito incompatible puede causar daños en el paciente.


Procedimiento:


1. Prepare las guías arteriovenosas que sean compatibles con la unidad.
2. Instalar las conexiones de filtro de aire.
3. Chequear que la bomba de sangre esté apagada.
4. Configurar la cámara de goteo arterial de lado en el gancho del soporte de dializador.
5. Abrir la cubierta de la bomba de sangre.
6. Insertar el tubo de laminación.
7. Cerrar la cubierta de la bomba de sangre.

MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14522

GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

4232

 NIPRO MEDICAL CORPORATION, Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.



8. Configurar la cámara de goteo venosa de lado en el gancho del soporte de dializador.
9. Establecer el lado venoso del circuito de sangre hacia el sensor de aire y la parte fijada.

ADVERTENCIA

Configurar el sensor de burbuja de aire en una posición equivocada puede causar que entren burbujas de aire dentro del paciente.

Preparado del Dializador


Procedimiento:

1. Prepara el dializado compatible con el paciente.
2. Instalar el soporte del dializador, el lado venoso debe ir sobre el Dializador y el lado arterial por debajo.
3. Conectar la línea arterial del circuito de sangre con el puerto arterial del dializador.
4. Conectar la línea venosa del circuito de sangre con el puerto venoso del dializador.

Preparado de las jeringas de Heparina

Procedimiento:

1. Remover las burbujas.
2. Mover el lado derecho mientras se presiona la bomba de Heparina
3. Configurar la jeringa en el soporte e inserte de modo que el émbolo de la jeringa entre en la ranura del empujador de la bomba de heparina.
4. Girar el tubo de conexión del circuito de sangre a la jeringa.
5. Conectar la jeringa de Heparina con el tubo de conexión de la jeringa.




 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14522


 GONZALO BOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

25




4232



Máquina para Hemodiálisis
Surdial 55 plus


PM: 877-66.
Legajo N°: 877.





Inicio de función de espera


No.	Action to be Taken	Message Display
1	Chequear si el sistema esta en opcion de enjuague completado o enjuague en espera.	
2	<p data-bbox="406 855 1316 891">Conectar la solución de almacenamiento del dializado con el conector.</p> <p data-bbox="782 907 965 952" style="text-align: center;">CAUTION</p> <hr/> <p data-bbox="335 967 1420 1041">● Check if the dialysate to be used corresponds to the dialysate type No. and the concentration set at the concentration setting window.</p> <hr/>	


 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 11582


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG. 26

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.


No.	Action to be Taken	Message Display
3	Presionar el boton DIA.MODE para entrar en la etapa de espera de dialisis 	The UF window is displayed. 
4	Presionar el boton PREP. para encenderlo 	A startup test starts.  (Screen in case of the full option)



 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 4522


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.



4232



 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.

PRECAUCION

Si la bomba de Heparina no trabaja correctamente puede producir un reflujo de sangre, para chequear el funcionamiento de la bomba de Heparina pulse el botón HEPARIN PUMP F.F.

Procedimiento de Cebado de la línea del Dializado


1. Chequear si el sistema está en proceso de preparado.
2. Encender el botón BYPASS/RELEASE para detener el flujo de sangre en acoplador de la línea.
3. Cerrar las entradas de circuito de sangre. Cerrar la entrada del dializador con fórceps.
4. Conectar con el dializador el acoplador de línea.
5. Apagar el botón BYPASS/RELEASE, remover las burbujas de aire para que no entren en la máquina de Dializado.
6. Al encender el botón FLOAT, se inicia el purgado de gas, (se enciende la luz de gas purgado).
7. Finaliza automáticamente al eliminar todo el aire contenido en el tanque (se apagará la luz).

IMPORTANTE


Si las burbujas de aire no son removidas, realizar la purga en forma manual.




MARIELA ALEIXO
FARMACÉUTICA
M.N. 4522



GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.

Verificación de la realización de la función de espera

No.	Action to be Taken	Message Display
1	<p>Quando la preaparacion de la unidad esta completa, se apaga la luz BYPASS/RELEASE, y el flujo de dializado entra en la linea acoplada.</p>	


PRECAUCION

- Chequear si la temperatura del dializado está estable entre los rangos de ± 0.3 °C.
- Chequear si el dializado es estable a la concentración en la cual no interfiere con el tratamiento.






 MARIELA ALEXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14577




 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.


Preparado del UF


No.	Action to be Taken	Message Display	Movement/Note
1	Presionar el boton de RESET, para llevar el volumen de UF a 0.00 		
2	Press the switch for target UF volume setting. 	 [Ten key window]	El UF especificado se establecerá cuando se escriba el valor numerico en la tabla de comando y se presione SET

3	Presionar el botón UF seteado 	 [keyboard]	El rango UF se establece cuando se entra los datos en la tabla de comando y luego presionar SET
---	--	--	---

MARIELA ALEIXO
FARMACEUTICA
M.N. 74522

GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.



ADVERTENCIA

- Un error en el rango del UF puede llevar a shock, establecer los rangos adecuadamente según las instrucciones del médico.

Conexión con un paciente

1. Chequear que el proceso de bombeado de sangre al paciente no está en operación.
2. Insertar la aguja al paciente.
3. Remover los fórceps.
4. Chequear que la bomba de flujo haya sido seteada.
5. Encender el botón de la bomba de Heparina.
6. Establecer el flujo de la sangre y la bomba de Heparina.

Diálisis en funcionamiento

Durante la Diálisis chequear los siguientes ítems:

- La presión venosa no debe ser diferente de la presión del paciente.
- La multiplicación de la corriente del volumen de UF debe ser correcto.
- El volumen de flujo del dializado es el mismo al establecido (500 mL/min).
- Las burbujas de aire no deben estar dentro del flujo.
- El nivel de flujo de la presión venosa en la cámara de goteo es apropiado.
- No otras anomalías estén presentes.


ADVERTENCIA:

No accionar interruptores durante la diálisis innecesariamente, puede ocasionar malfuncionamiento o accidentes.




 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 14522


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.







Máquina para Hemodiálisis
Surdial 55 plus


PM: 877-66.

Legajo Nº: 877.

Inicio de la Diálisis

No.	Action to be Taken	Message Display	Movement/Note
1	Presionar el boton de Dialysis, UF no empieza aun 	Display colors of current UF volume, target UF volume, and UF rate change. 	
2	Empieza el UF	The decimal point of the UF rate changes from light to flashing light.	The UFP (UF pump) rotates and the UF movement starts.
3	Luego de un momento, los valores de alarma maximos y minimos de presiones arteriales y venosas, se establecen automaticamente		


MARIELA ALEIXO
FARMACUTICA
M.N. 44522


GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.

No.	Action to be Taken	Message Display	Movement/Note
4	Cuando el tiempo de diálisis llega a aprox. 1 hora, el apagado TMP se calculara devuelta.	El punto decimal de la tasa de UF cambia de la luz a la luz intermitente.	UF se detiene
5	El UF empieza devuelta luego de calculado del apagado TMP	El punto decimal de la tasa de UF cambia de la luz a la luz intermitente, indicando el inicio de UF	The UFP (bomba UF), rota y se escucha el movimiento UF
6	(El objetivo UF es alcanzado)	El mensaje "OBJETIVO REALIZADO M05 UF aparece en pantalla"	Se activa melodía de inicio. para el UF
7	El volumen de diálisis es alcanzado	El mensaje "Objetivo M14 DIALISIS REALIZADO"	Finaliza melodía de sonido

ADVERTENCIA

- Chequear la frecuencia de fuga de sangre durante la diálisis.
- El monitoreo de la presión venosa no es un método que permita detectar el desprendimiento de la aguja.

Completado del tratamiento

Inicio del movimiento de retracción


No.	Action to be Taken	Message Display
1	Presionar el Boton indicado 	Cambio de luz a luz intermitente de la medición de presión venosa.

No.	Action to be Taken	Message Display	Movement/Note
1	Gire el Dializador		Deberia observarse el lado venoso subir y el lado arterial bajar
2		The message "BYPASS" is displayed in the operation mode of the message display monitor.	El flujo dializador se detiene en la linea de acople.

34

MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.A. 14522


GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.


 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66
		Legajo N°: 877.

Retracción de la sangre


1. Establecer la solución salina en el soporte
2. Seleccionar la opción retracción de sangre en la ventana de comando.
3. Cerrar la posición A y B del circuito de sangre. Conectar la posición C con solución salina y abrir la posición B.
4. Girar el botón de la bomba de sangre.
5. Cuando la solución salina llega justo antes donde entra al paciente, apague el interruptor de la bomba de sangre.
6. Rotar la bomba de sangre manualmente para coleccionar la sangre residual en el circuito de sangre.
7. Abrir la posición A y coleccionar la sangre para llenarla y posteriormente cerrar la posición E.
8. Remover la aguja del paciente.
9. Apagar el detector de burbujas.

Remoción de los acopladores

No.	Action to be Taken	Message Display	Movement/Note
1.	Remover los acopladores		
2.	Presionar el boton de DRENAJE 		El flujo en el dializador es alto durante unos 15 segundos (el movimiento se detiene automáticamente con el drenaje).
3.	Luego del Drenaje remover los acopladores del lado rojo.		
4.	Conecte el acoplador eliminado al conector intermedio.		


 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 11522


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.



PELIGRO

- Asegúrese de drenar el fluido residual del dializador mientras las agujas de las venas y las arterias son retiradas, no hacerlo de esta manera traería serios peligros para el paciente.


Después del Tratamiento

1. Clampear la posición B y F del circuito de sangre. Remover la solución salina de la posición C.
2. Clampear la posición G y remover la línea de monitoreo de medición de la presión arterial.
3. Clampear la posición I y remover la línea de monitoreo de medición de la presión venosa.
4. Remover el lado del circuito venoso del sensor de la burbuja y la parte clampeada.
5. Abrir la cubierta de la bomba de sangre.
6. Remover el tubo de rodado del circuito de sangre de la bomba de sangre.
7. Remover los filtros de aire unidos al puerto de presión arterial y venosa.
8. Cambiar al modo enjuague con el botón.
9. Remover los conectores de concentrados de los tanques conectores y conectarlos con los puertos de enjuague de los concentrados.

Desembalaje del circuito de sangre y el Dializador

PELIGRO

- Para evitar contaminación del circuito de sangre, del dializador.




3.10 Naturaleza, tipo, intensidad y distribución de la radiación con fines médicos


No Corresponde (el Producto no utiliza radiación con fines médicos).

3.11 Precauciones en caso de cambio de funcionamiento


 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M. N. 44522


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

 NIPRO MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo Nº: 877.



Operación de la máquina cuando ha ocurrido alguna anomalía: Cuando ocurre un problema, la máquina activa los siguientes mecanismos y su combinación depende de la severidad y tipo de alarma.

(a) Exhibición del mensaje en la pantalla.

Muestra el contenido de la alarma así como el número (código) en el área de mensajes.

Tres tipos de advertencias pueden ser mostradas, una línea por cada mensaje. Al exhibir cuatro o más mensajes en la pantalla, serán sustituidos en la zona de visualización de mensajes cada dos segundos.

(b) Zumbador (sonido)

El zumbador, y la lámpara del interruptor de MUDO/CONTINUAR en el panel de la operación se enciende (LED rojo).

(c) Lámpara de indicación

Centellos de la lámpara de color Rojo.

(d) Sistema hidráulico interno está detenido.

La bomba P1 y P2 las válvulas, y el calentador, dejan de funcionar deteniendo el flujo interno.

(e) Bypass


Se produce una detención del flujo del dializado dentro de la máquina de diálisis.


(f) Parada del UF (ultra filtración)

La operación del UF (ultra filtración) es cancelada.

(g) El suministro se detiene


 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.M. 14522


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo Nº: 877.

Luego de recuperarse el suministro, presione RESET para iniciar el suministro para la siguiente ronda.

- (h) Parado de la bomba de la sangre y de la bomba de heparina

La bomba de sangre y la bomba de la jeringa (heparina) se detiene.

- (i) Presilla (CLAMP).

Produce oclusión de la línea de sangre, bajo las siguientes condiciones: 1) si ocurre la alarma de burbuja de aire, y 2) si ocurre alguna alarma relacionada con la presión del dializado.

- (j) Despresurización y desgasificación interna.

Cuando la presión del concentrado excede el valor especificado, se acciona la alarma, y la presión es aliviada automáticamente. También, cuando el aire se mezcla accidentalmente al dializado, por ejemplo al conectar dializador, la máquina separa y elimina el aire automáticamente.

2. Procedimiento para reseteo de alarmas

Quitar las causas de la alarma, y después realizarlas, se debe realizar el siguiente procedimiento para restaurar la máquina a la condición de la operacional normal.

- 1 Presionar el botón de **MUDO**

El sonido de la alarma se detendrá.

- 2 Quitar y corregir la causa de la alarma.

Si dos minutos han pasado y el operador no ha quitado lo que provoco y causo la alarma el zumbador se activa (suena) otra vez. Pero en el PROCESO DE LAVADO, cuando dos minutos han pasado sin quitar las causas de la alarma, el zumbador no suena.


- 3 Presionar el botón de **CONTINUAR**



MARIELA ALEIXO
FARMACEUTICA
M.N. 15522



GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo Nº: 877.

La operación normal de la máquina se restaura.

3. Parada de Emergencia

Si es necesario detener la máquina durante una emergencia, presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO por más de tres segundos.

Todas las operaciones se detendrán de manera INMEDIATA así como la fuente de alimentación de energía será suspendida.

Cuando la energía es restaurada presionando el Interruptor ENCENDIDO/APAGADO. Después de tomar ciertas acciones correctivas, la máquina retorna al estado en que estaba antes de que la energía fuera desconectada.

3.12 Precauciones

1. La máquina deberá ser operada únicamente por el personal debidamente capacitado

2. Al hacer uso de la máquina tener en cuenta lo siguiente:

1. Instalar la máquina en un lugar donde no exista el peligro de inmersión con agua.

2. Instalar la máquina en un lugar donde no exista peligro de efectos adversos causados por la presión atmosférica, temperatura y/o humedad, ni por una insuficiente ventilación, exposición directa a la luz del sol o al aire que contenga polvo, sal y/o azufre.


3. Manipular la máquina evitando la inclinación, la vibración y el choque durante la instalación y el transporte.

4, NO instalar la máquina en un lugar donde se almacenen químicos o se generen gases.

5. La frecuencia, el voltaje y el amperaje (consumo de energía) del suministro eléctrico debe ajustarse a las especificaciones.

6. Conectar correctamente la maquina a tierra.


 MARIELA ALEIXO
 FARMACEUTICA
 M.N. 42322


 GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.

3. Precauciones antes de iniciar la operación.

1. Comprobar las condiciones de los contactos y verificar que la máquina funcione correctamente.
2. Chequear la correcta conexión de la máquina a tierra.
3. Chequear que todas las conexiones de los cables sean las correctas
4. Asegurarse que la operación de la máquina combinada con otros dispositivos no cause efectos adversos en el paciente.
5. Volver a chequear la integridad de las mangueras de conexión directa al paciente.

4. Tomar las siguientes precauciones durante la operación del equipo.

- 1 Observar que no haya ninguna anomalía en la operación de la máquina y con el paciente.
- 2 En caso de detectar problemas con la maquina o con el paciente, tomar las medidas apropiadas tales como detener la máquina, con el fin de mantener la seguridad del paciente.
- 3 No permitir al paciente que toque la máquina.

5. Notas importantes para el finalizado del tratamiento.

1. Apagar el suministro eléctrico después de haber vuelto a poner a las posiciones originales los botones de operación, los diales etc. de acuerdo a los procedimientos prescritos.
2. No tirar por la fuerza ningún cable o similar para desconectarlos.
3. Tomar en cuenta los siguientes puntos al almacenar o movilizar la máquina.
 - a. Guardar la máquina en un lugar donde no corra peligro que entre en contacto con el agua.

MARIELA ALEIXO
FARMACEUTICA
M.N. 14522

GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.

 NIPRO MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo N°: 877.


- b. Guardar la máquina en un lugar donde no exista peligro de efectos adversos causados por presión atmosférica temperatura y/o humedad anormales; ni por insuficiente ventilación, exposición directa a la luz del sol o al aire que contenga polvo, sal y/o azufre.
- c. Manipular la máquina evitando que quede inclinada y evitando también la vibración o choques (incluyendo en el transporte).
- d. Evitar el almacenaje de la máquina en lugares donde se almacenan químicos o generen gases.
4. Limpiar los accesorios, cables y similares para guardarlos limpios.
5. Almacenar la máquina después de limpiarla para que pueda ser usada la próxima vez sin ningún problema.
6. Si la maquina se daña, indicar cuales son los daños para poder solicitar la reparación al especialista
7. No remodelar ni modificar la máquina.
8. Mantenimiento:
- (1) Efectuar el chequeo y mantenimiento regular a la máquina y sus componentes.
- (2) Cuando la máquina se vaya a utilizar después de un período de almacenamiento más o menos largo, chequearla y darle mantenimiento de forma que pueda ser operada normalmente y sin peligro para el operador y el paciente.
9. Chequear otras precauciones listadas en el Manual de Instrucciones de la unidad.

MARIELA ALEIXO
 FARMACÉUTICA
 M.N. 14522

GONZALO GOUK
 GERENTE GENERAL
 NIPRO MEDICAL CORP.
 SUC. ARG.

4232



 MEDICAL CORPORATION. Sucursal Argentina	Máquina para Hemodiálisis Surdial 55 plus	PM: 877-66.
		Legajo Nº: 877.

3.13 Medicamentos que el Producto Médico está destinado a administrar

El producto médico permite la infusión simultánea de Heparina, como así también de otros medicamentos indicados por el médico.

3.14 Precauciones en la eliminación del Producto Médico


No Corresponde (el Producto Médico no presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación).

3.15 Medicamentos incluidos en el Producto Médico


No Corresponde (el Producto Médico no incluye medicamentos como parte integrante del mismo).

3.16 Grado de precisión atribuido a los Productos Médicos de medición

No Corresponde (el producto no está destinado a realizar medición alguna).



MARIELA ALEIXO
FARMACÉUTICA
M.N. 11523



GONZALO GOUK
GERENTE GENERAL
NIPRO MEDICAL CORP.
SUC. ARG.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III
CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-19941/12-6

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **4232**, y de acuerdo a lo solicitado por Nipro Medical Corporation, Suc. Argentina, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Máquina para Hemodiálisis.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: ECRI-11-218- Unidades para Hemodiálisis.

Marca del producto médico: Nipro.

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: Está destinada a ser utilizada en pacientes con insuficiencia renal aguda o crónica.

Modelo/s: Surdial 55 Plus

Período de vida útil: diez (10) años

Condición de expendio: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del fabricante: 1) Shibuya Kogyo Co, Ltd.

2) Shibuya Kogyo Co, Ltd. Medical Equipment Wakamiya Factory.

3) Shibuya Kogyo, Co, Ltd.

Lugar/es de elaboración:

1) 2-232, Wakamiya, Kanazawa, Ishikawa, 920-0054, Japón.

..//

2) 2-72 Wakamiya, Kanazawa, Ishikawa, 920-0054, Japón.

3) Ko-58, Mameda-Honmachi, Kanazawa, Ishikawa, 920-8681, Japón.

Se extiende a Nipro Medical Corporation, Suc. Argentina, el Certificado PM-877-66 en la Ciudad de Buenos Aires, a 02 JUL 2013, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

4232





DR. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.