



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-5693-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 17 de Julio de 2019

Referencia: 1-47-3110-1250-19-8

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1250-19-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones SWISS PROTECH S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Limacorporate S.p.A. nombre descriptivo Vástago Femoral con su instrumental asociado y nombre técnico Prótesis, de Articulación, para Cadera, Totales, de acuerdo con lo solicitado por SWISS PROTECH S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM- 1020-55", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Vástago Femoral con su instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-150 - Prótesis, de Articulación, para Cadera, Totales

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Limacorporate S.p.A.

Clase de Riesgo: III.

Indicación/es autorizada/s: el vástago Master SL está indicado en la artroplastia de cadera para reducir o aliviar el dolor y/o mejorar la función de la cadera en pacientes esqueléticamente maduros con las siguientes afecciones:

- Enfermedad articular degenerativa no inflamatoria como osteoartritis, necrosis avascular y displasia de cadera;
- Artritis reumatoide;
- Fractura en la cabeza femoral;
- Fracturas del cuello femoral;

•Revisiones en casos de buena reserva ósea restante.

Modelo/s:

3515.21.210 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°1

3515.21.220 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°2

3515.21.230 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°3

3515.21.240 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°4

3515.21.250 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°5

3515.21.260 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°6

3515.21.270 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°7

3515.21.280 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°8

3515.21.290 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°9

3515.21.300 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°10

3515.21.310 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°11

3515.21.320 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°12

3515.21.330 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°13

3515.25.210 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°1

3515.25.220 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°2

3515.25.230 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°3

3515.25.240 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°4

3515.25.250 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°5

3515.25.260 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°6

3515.25.270 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°7

3515.25.280 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°8

3515.25.290 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°9

3515.25.300 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°10

3515.25.310 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°11

3515.25.320 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°12

3515.25.330 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°13

3516.21.210 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°1

- 3516.21.220 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°2
- 3516.21.230 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°3
- 3516.21.240 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°4
- 3516.21.250 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°5
- 3516.21.260 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°6
- 3516.21.270 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°7
- 3516.21.280 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°8
- 3516.21.290 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°9
- 3516.21.300 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°10
- 3516.21.310 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°11
- 3516.21.320 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°12
- 3516.21.330 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°13
- 3516.25.210 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°1
- 3516.25.220 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°2
- 3516.25.230 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°3
- 3516.25.240 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°4
- 3516.25.250 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°5
- 3516.25.260 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°6
- 3516.25.270 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°7
- 3516.25.280 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°8
- 3516.25.290 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°9
- 3516.25.300 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°10
- 3516.25.310 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°11
- 3516.25.320 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°12
- 3516.25.330 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°13

Instrumental asociado.

Método de esterilización: ETO O RADIACIÓN para los implantes.

Período de vida útil: 5 años para los implantes estériles.

Forma de presentación: envasados individualmente.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: LIMACORPORATE S.p.A.

Lugar/es de elaboración: Via Nazionale 52, 33038 Villanova di San Daniele (UD) Italia.

Expediente N° 1-47-3110-1250-19-8

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.07.17 12:13:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO


SubAdministrador

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUII 30715117564
Date: 2019.07.17 12:13:54 -0300



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



ANEXO III. B

2- Proyecto de Rótulos

LimaCorporate Orthopaedic motion	
Vástago femoral H-MAX M Modelos: Implantes xxxx.xx.xxx Contenido: 1 unidad	
REF LOT	
	No reutilizar/dispositivo de un solo uso
	No utilizar si el envase está dañado
	Mantener seco
	Mantener alejado de la luz solar
	Fecha de vencimiento
STERILE R	Esterilizado mediante radiación Beta / Gamma o
STERILE EO	Esterilizado con óxido de etileno
	Precaución: consultar las instrucciones de uso
	Consultar las instrucciones de uso
	Producto con marcado CE
	Limacorporate S.p.A Via Nazionale 52, 33038 Villanova di San Daniele (UD) Italia
Importado por:	SWISS PROTECH S.A. Av. Belgrano 863 - Piso 2 - C.A.B.A. Director Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias	
AUTORIZADO POR ANMAT PM-1020-54	

PM 1020-54

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

RICARDO MARCELO LENCINA
FARMACEUTICO
M.N. 12.786
76-APN-DNPM#ANMAT
3



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



LimaCorporate Orthopaedic <i>motion</i>	
Instrumental asociado al Vástago femoral H-MAX M Modelos: Instrumental NO ESTÉRIL xxxx.xx.xxx Contenido: 1 unidad	
REF LOT	
	Precaución: consultar las instrucciones de uso
NON STERILE	No Estéril
	Fecha de vencimiento
Método de esterilización recomendado	Se recomienda la esterilización mediante autoclave
	Producto con marcado CE
	Limacorporate S.p.A Via Nazionale 52, 33038 Villanova di San Daniele (UD) Italia
Importado por:	SWISS PROTECH S.A. Av. Belgrano 863 - Piso 2 - C.A.B.A. Director Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias	
AUTORIZADO POR ANMAT PM 1020-54	

3 Instrucciones de Uso

3.1- Indicaciones contempladas en el rótulo.

- 2.1- Fabricante: Limacorporate S.p.A, Via Nazionale 52, 33038 Villanova di San Daniele (UD) Italia.
- 2.2- Información para identificar el producto: Vástago femoral H-MAX M con sus cuellos e instrumental asociado.
- 2.3- Producto estéril. (Instrumental no estéril)
- 2.6- Producto de un solo uso.
- 2.7- Mantener seco. Mantener alejado de la luz solar.
- 2.8- Instrucciones especiales: Consultar Instrucciones de uso.
- 2.9- Advertencias y precauciones: Consultar las instrucciones de uso.
- 2.10- Esterilizado por radiación Beta / Gamma / Óxido de Etileno.
- 2.11- Responsable Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
- 2.12- Número de Registro: PM 1020-54

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

PM 1020-54

19-49480376-APN-DNPM#ANMAT



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



3.2- Prestaciones y posibles efectos secundarios no deseados

Prestaciones:

El vástago H-MAX M es una prótesis modular no cementada para el reemplazo parcial o total de la cadera en los casos de:

- Osteoartritis
- Artritis traumática
- Artritis reumatoidea
- Necrosis avascular de la cabeza femoral
- Fractura del cuello femoral

Entre las contraindicaciones están:

- Infecciones agudas o crónicas, locales o sistémicas;
- Graves enfermedades musculares, neurológicas o vasculares que afecten a la extremidad en cuestión;
- Destrucción ósea o deficiente calidad del hueso, que pueda poner en peligro la estabilidad del implante;
- Cualquier patología concomitante y dependiente que pudiera perjudicar la función del implante.
- Alergia al material;
- Sistemas metal meta: pacientes con disfunción renal;
- Índice de masa corporal <28

Efectos Secundarios:

Entre los efectos adversos debemos considerar los más comunes en artroplastias:


- Cambios en la posición y aflojamiento de la prótesis
- Luxación protésica
- Rotura protésica
- Infección
- Trombosis venosa y embolismo pulmonar, alteraciones cardiovasculares, hematomas, alergias, dolor, parálisis temporal o permanente
- Diferencias en la longitud de las extremidades.
- Excesivo desgaste de los componentes.

Los siguientes efectos secundarios pueden afectar negativamente al resultado quirúrgico:

- Grave osteoporosis.
- Graves malformaciones óseas.
- Tumores óseos locales
- Enfermedades sistémicas y trastornos metabólicos.
- Infecciones o afecciones registradas en la anamnesis.
- Toxicomanía y/o abuso de drogas, alcohol o medicamentos
- Obesidad.
- Actividad física intensa y sometida a golpes repetidos, que pudieran exponer la prótesis a sobrecargas o choques (p. ej. fatiga física, trabajos pesados,

PM 1020-54



MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.


R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786
Página 3 de 25

IE 2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT 5



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



competiciones deportivas, etc.). Algunos efectos adversos pueden provocar la muerte.

- Errores de técnica operatoria.

3.3- Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberá utilizarse a fin de tener una combinación segura.

Los productos deben ser implantados solo por cirujanos familiarizados con los procedimientos del reemplazo de articulaciones descriptos en las técnicas quirúrgicas específicas y solo se deben usar para esas indicaciones. Use solo instrumentales y pruebas de prótesis específicamente diseñados para su uso con los implantes correspondientes. El uso de materiales de otros fabricantes o diseñados para combinarse con otros sistemas puede resultar en una preparación inadecuada del entorno, así como en una colocación, alineación y fijación incorrectas de los dispositivos. Esto podría provocar que el implante se afloje, pierda funcionalidad y/o dure menos, y la necesidad de una cirugía posterior. Los implantes tales como cabezas, cotilos, insertos entre otros que completan un reemplazo total de cadera se encuentran registrados en el PM 1020-34.

3.4- Información que permita comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda la planificación preoperatoria con las plantillas, filminas, templates y los rayos X dados.

Los perfiles se amplían en un 15%, en las plantillas

Utilice radiografías de vista frontal y axial de buena calidad con un contraste adecuado.

El tamaño de la radiografía debe ser lo suficientemente grande como para contener toda la longitud del implante en las plantillas.

Determine el tamaño del vástago y el nivel de resección del cuello haciendo que el vértice del trocánter mayor concuerde con el centro de la cabeza femoral media.

Para encontrar el tamaño correcto del vástago, las líneas de contorno de la parte proximal deben llenar la región epifisaria femoral.

Asegúrese de que el vástago no interfiera con la curvatura femoral a lo largo de la proyección axial.


Es importante tener en cuenta que la fijación del vástago se obtiene en la parte proximal, por lo tanto, no se requiere el llenado del canal en la parte distal.

Identifique el tamaño y el tipo de cuello para restablecer el centro de rotación correcto, verificando el nivel de anteversión en el plano sagital.

Las plantillas indican el centro de rotación para las diferentes versiones de los cuellos (Estándar-Corto, Estándar-Largo, Lateralizante-Corto, Lateralizante-Largo) y para las diferentes longitudes de cabezas.

PM 1020-54


MARIA EUGENIA LA
APODERADA
SWISS PROTECH


R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786
Página 4 de 25

TE 2010-40480376-APN-DNPM#ANMAT 6




SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



Las plantillas también indican el centro de rotación para las versiones Estándar-Corto y Estándar-Largo en la proyección axial.

→ **Resección del cuello:**
Después de la dislocación del fémur, se reseca la cabeza femoral.



→ **Fresado**

Comienza a preparar el canal con el cincel, que permite abrir el área del trocánter mayor. El canal se abre con una fresa.

El instrumental de H-MAX consiste en una serie de raspas; éstas están conectadas a los mangos. Los mangos porta raspa están disponibles en las siguientes versiones: ajuste "recto", "offset simple" y "offset doble" para diferentes enfoques quirúrgicos.

Conecte la raspa al mango levantando la palanca e insertando la raspa con su parte medial orientada hacia la palanca.

Apriete la palanca hasta que esté completamente cerrada.

Comience a fresar el canal utilizando la raspa más pequeña, manteniendo la anteversión correcta (aprox. 15°).

Inserte la raspa hasta que el plano inclinado de la raspa coincida con la línea de resección del cuello.

La línea de resección se define durante la planificación preoperatoria con el uso de plantillas. Si la línea de resección es diferente a la de la planificación, esta diferencia debe tenerse en cuenta.

Continúe con el siguiente tamaño de raspa hasta que el sitio epifisario se llene correctamente.

Una vez que se haya alcanzado el mejor tamaño de fresado (que puede no ser necesariamente el planeado durante la planificación preoperatoria), retire el mango y deje la raspa in situ.

PM 1020-54

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M. N. 12.786

Página 5 de 25



19-49480376-APN-DNPM#ANMAT

7



SWIPRO

UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



- Reducción de prueba


Generalmente, el cotilo se implanta antes del fémur; entonces es posible realizar una reducción de prueba.

El set de instrumentales incluye los 12 cuellos modulares de prueba.

Inserte el cuello de prueba requerido con el posicionador de cuello.

Inserte el cabezal de prueba y realice la reducción de prueba.

Retire el cuello de prueba utilizando el extractor de cuello.



- Inserción del vástago

Saque el vástago H-MAX M de la caja con el tamaño correspondiente a la última raspa utilizada y extráigalo de su envase estéril.

Usando el mango porta raspa, golpee el vástago hasta que el plano inclinado del vástago alcance el nivel de la raspa.


El cuello puede comprobarse, insertando el de prueba en el vástago final.

Limpiar y secar el cono del vástago.

Tome el cuello definitivo del envase estéril y golpéelo con el impactor de cuello batiéndolo sobre su eje.

PM 1020-54



MARIA EUGENIA L.
APODERADA
SWISS PROTECH :


R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M. N. 12.786
Página 6 de 25

IE 2019-43480376-APN-DNPM#ANMAT



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



— Inserción de la cabeza femoral

Saque la cabeza definitiva, de su paquete estéril.

Antes de insertar la cabeza, limpie con cuidado el cono del cuello.

Esta precaución es muy importante cuando se utilizan cabezas cerámicas.

Fije la cabeza en el cuello empujándola a lo largo del eje del cuello y girándola.

Retire la cubierta protectora.


Golpear suavemente con el impactor de cabeza femoral de plástico a lo largo del eje cónico.

Al final, limpie las superficies de acople antes de reducir definitivamente la articulación.

Con los cuellos "Largo", no se permite el uso de cabezas XL, XXL, XXXL.

PM 1020-54


MARIA EUGENIA DEWIT
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.



R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M. N. 12.786
Página 7 de 25

IE-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT



SWIPRO

UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



Los implantes tales como cabezas, cotilos, insertos entre otros que completan un reemplazo total de cadera se encuentran registrados en el PM 1020-34.

Si es necesario, todos los componentes pueden ser removidos.
Nunca inserte una segunda cabeza de cerámica en un cono usado.
En este caso el vástago también debe ser reemplazado.

3.5- Advertencias

- Los productos de **Limacorporate** solo pueden ser implantados por cirujanos que estén familiarizados con los procedimientos de reemplazo articular descritos en las técnicas quirúrgicas específicas.
- La planificación preoperatoria proporciona indicaciones útiles para el uso correcto del implante, pero no establece de manera definitiva los tamaños del vástago y el cuello que deben utilizarse, que deben verificarse durante la intervención quirúrgica.
- Debe evitarse absolutamente la reutilización de un implante que haya sido empleado precedentemente, si han estado en contacto con fluidos corporales o hueso. Los riesgos conexos a esto son, infección, fallo prematuro, falla de acople entre los componentes, transmisión de enfermedades (SIDA, hepatitis); rechazo.
- El cono del vástago de una prótesis debe corresponder exactamente al cono interior de la cabeza protésica.

PM 1020-54

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. DE LENCINA
FARMACÉUTICO
M. N. 12.786

10



SWIPRO

UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



- El tamaño correcto y definitivo de los implantes deben ser determinados durante la cirugía. Se debe tener en cuenta la tensión de los tejidos blandos durante la reducción de prueba así como la calidad del hueso.
- Las plantillas (filminas, templates) se usan para identificar la línea de resección en la etapa de planificación preoperatoria y el posible tamaño de los componentes a implantar, si bien es orientativo, sirve para prever la necesidad de prótesis de tamaño muy pequeño o muy grande.
- El paciente debe ser advertido de que la prótesis no reemplaza el hueso normal y sano, que la prótesis pueden romperse o dañarse como resultado de ciertas actividades o traumatismos, que tiene una vida útil finita y que pueden necesitar ser reemplazada en el futuro.
- El instrumental esta específicamente diseñado para cada tipo de componente, no deben ser utilizados instrumentales si la técnica quirúrgica para el componente a utilizar no lo indica.
- Si bien todos los instrumentales pueden reutilizarse, debe controlarse que el desgaste por el uso no altere las propiedades de los mismos, si estos empiezan a fallar, debe contactarse al fabricante para sustituirlos. Antes de usarlos, se debe comprobar su funcionalidad; el uso de instrumentos dañados podría provocar un fallo prematuro de los implantes. Los instrumentos dañados se deben sustituir antes de la intervención quirúrgica.

3.6- Riesgos de interferencia recíproca en investigaciones o tratamientos específicos

No corresponde

3.7- Instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización

Los vástagos H-MAX M y sus cuellos se suministran esterilizados.

Se deben almacenar a temperatura ambiente (intervalo indicativo: 0-50°C) en sus embalajes protectores cerrados en salas controladas y protegidas frente a la exposición a la luz, el calor y los cambios de temperatura repentinos.

Los componentes metálicos se esterilizan mediante radiación o ETO.

No use componentes con un envoltorio que ha sido abierto anteriormente o que presente algún daño. No utilice implantes después de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.

Una vez abierto el paquete, asegúrese de que el modelo y el tamaño del implante se corresponden exactamente con la descripción impresa en las etiquetas. Evite cualquier contacto entre el implante y objetos o sustancias que pudieran alterar su esterilización o la integridad de su superficie. Se recomienda realizar un examen visual meticuloso de cada implante antes de usarlo para verificar que no está dañado.

PM 1020-54

MARIA EUGENIA DEWEY
APROBADA
SWISS PROTECH S.A.

IF 2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT
R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M. N. 12.786
Página 9 de 25



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



Los componentes extraídos del envoltorio no se deben usar si se han caído o han sufrido algún impacto accidental. Los dispositivos no se deben alterar en modo alguno.

Debe evitarse absolutamente la reutilización de un implante.

Reesterilización:

Los componentes metálicos o cerámicos que no hayan sido precedentemente implantados, pueden ser reesterilizados, sin embargo el fabricante y el distribuidor no recomiendan la reesterilización y no son responsables de la reesterilización de implantes realizadas por el comprador.

El instrumental asociado al sistema se suministra sin esterilizar y se deben limpiar, desinfectar y esterilizar antes del uso según los métodos aprobados y apropiados (Consulte los parámetros de esterilización validados en el folleto "Cuidado, limpieza, desinfección y esterilización del instrumental" que puede solicitar o descargar desde la sección Productos del sitio www.limacorporate.com. Los usuarios deben validar sus procesos y equipos de limpieza, desinfección y esterilización específicos.

3.8- Si el producto médico está destinado a reutilizarse, datos sobre los procedimientos de reutilización, incluido la limpieza, desinfección, acondicionamiento, y esterilización

Los implantes son dispositivos de un solo uso; no reutilice nunca unidades implantadas anteriormente en otro paciente. No se debe reutilizar un implante que ha estado en contacto con el fluido o el tejido corporal de otra persona.

Instrumental:

- Reutilización:

Todos los instrumentales pueden reutilizarse.

Los instrumentales de Limacorporate se envían limpios pero NO estériles.

Se desaconseja la esterilización mediante ETO, plasma y calor seco.

Se recomienda la esterilización mediante autoclave.

- Limpieza y desinfección:

Los instrumentales deben lavarse y desinfectarse lo más rápido posible después de su uso, esto minimizará el riesgo de infecciones (para el staff médico) y la corrosión (para el dispositivo).

Inmediatamente después de una cirugía deben quitarse los restos de tejidos y fluidos corporales con una toallita desechable. Los instrumentales deben limpiarse entre los próximos 30 minutos después de su uso para evitar que se sequen los restos mencionados.

Los instrumentales usados deberán ser transportados en contenedores cerrados para prevenir riesgos de contaminación.

Se recomiendan agentes limpiadores y enzimáticos con pH neutro o entre 4.5 y 8.5. No deben usarse ácidos o agentes oxidantes o químicos corrosivos que puedan alterar la superficie del dispositivo, sobre todo en aquellas piezas que contengan plástico.

No remojar las piezas en soluciones salinas.

PM 1020-54

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.


R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

7E 2010-10180376-APN-DNPM#ANMAT

12



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



Los agentes alcalinos con pH <12 deben utilizarse para limpiar piezas de acero inoxidable. Las bases fuertes están prohibidas en la limpieza de bandejas de aluminio o aleación de aluminio.

Se deben preparar soluciones de limpieza nuevas cuando las soluciones existentes se contaminen gravemente (por ejemplo con sangre).

Luego de su uso las cajas, bandejas e instrumentales deben ser lavados por separado, solo deben colocarse instrumentales en las cajas y bandejas luego de la fase de limpieza y desinfección.

- Fase 1 - Desmontaje de instrumental y chequeo. Se recomienda tener las piezas desmontadas juntas para facilitar el montaje.
- Fase 2 - Sumergir el instrumental en agua con el agente de limpieza apropiado durante 10 minutos. Mientras éstos están sumergidos, fregarlos con una esponja suave, prestando especial atención a la remoción de los residuos orgánicos y limpiar también las áreas de difícil acceso. No deben utilizarse esponjas metálicas o abrasivas. El uso de jeringas o chorro de agua mejorará el enjuague de las áreas de difícil acceso y superficies emparejadas.
- Fase 3 - sumergir el instrumental en solución desinfectante durante 20 minutos.
- Fase 4 - Colocar los agentes de limpieza en la unidad de ultrasonido. Sumergir el instrumental en la solución y someter al ultrasonido 10 minutos. Se recomienda usar temperatura menor a 50°. Temperaturas superiores pueden causar incrustaciones cuando aún hay sangre.
- Fase 5 - Enjuagar el instrumental con agua del grifo. Limpiarlos con vapor y fregarlos con esponjas suaves.
- Fase 6 - Colocar el instrumental en la unidad de ultrasonido 10 minutos.
- Fase 7 - Enjuagar el instrumental con agua del grifo por 5 minutos.
- Fase 8 - Enjuagar el instrumental con agua desionizada por 10 minutos.
- Fase 9 - Remover el agua con pistola de aire.
- Fase 10 - Inmediatamente secar el instrumental en horno de aire caliente (70°) al menos 10 minutos, o con una toallita descartable.
- Acondicionamiento:
- Los instrumentales deben permanecer y transportarse en sus cajas, esto los protegerá de impactos y daños, así como protege a los usuarios de posibles cortes.

• Esterilización:

El instrumental debe esterilizarse mediante autoclave de acuerdo a los requisitos de EN 285 Farmacopea Europea, y en ISO 17665-1/-2/-3.

Si el usuario elige otro método de esterilización, será responsable de la eficacia de la esterilización así como de los posibles daños que puedan ocasionarse.

Cada equipo de esterilización tiene sus propios parámetros: éstos deben ser validados por personal calificado en procedimientos de esterilización. Cada cambio en los procesos de esterilización es un riesgo para el usuario.

PM 1020-54

MARIA EUGENIA DEWEY
PODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 786

IF-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT

13



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



Los sets de instrumental deben ser preparados en cajas o bandejas que permitan entrar el vapor y hacer contacto con las superficies.

	Ciclo 1	Ciclo 2
Tipo	Prevacío/Vacío pulsante	Prevacío/Vacío pulsante
Temperatura	132°	134°
Tiempo exposición	4 minutos	3 minutos
Tiempo secado	30 minutos	20 minutos

3.9- Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que se deba realizar antes de utilizar el producto médico (Ej., esterilización, montaje final, entre otros)

No corresponde.

3.10- Información sobre naturaleza, tipo, intensidad y distribución de la radiación si el producto médico emite radiaciones con fines médicos

No corresponde.

3.11- Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico

No corresponde.

3.12- Precauciones que deben adoptarse, en condiciones ambientes previsible, con respecto a la exposición a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, descargas electrostáticas, presión o variaciones de la presión, aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras.

En el caso de que se necesitara una exploración con Resonancia magnética en pacientes que tuvieran implantada una prótesis fabricada por LimaCorporate, la posibilidad de llevar a cabo este examen debería ser confirmada con el fabricante.

3.13- Medicamentos que el producto médico esté destinado a administrar

No corresponde.

3.14- Precauciones en la eliminación del producto médico

No corresponde.

3.15- Medicamentos incluidos en el producto médico

No corresponde.

3.16- Grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición

No corresponde.


PM 1020-54

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

IF-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT
R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
Página 12 de 25



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



ANEXO III. B

2- Proyecto de Rótulos

X Lima Corporate Orthopaedic <i>motion</i>	
Vástago Femoral Master SL Modelos: Implantes xxxx.xx.xxx Contenido: 1 unidad	
REF LOT	
	No reutilizar/dispositivo de un solo uso
	No utilizar si el envase está dañado
	Mantener seco
	Mantener alejado de la luz solar
	Fecha de vencimiento
STERILE R STERILE EO	Esterilizado mediante radiación Gamma / Beta o Esterilizado con óxido de etileno
	Precaución: consultar las instrucciones de uso
	Consultar las instrucciones de uso
	Producto con marcado CE
	Limacorporate S.p.A Via Nazionale 52, 33038 Villanova di San Daniele (UD) Italia
Importado por:	SWISS PROTECH S.A. Av. Belgrano 863 - Piso 2 - C.A.B.A. Director Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias	
AUTORIZADO POR ANMAT PM-1020-55	

PM 1020-55


MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

12786-APN-DNPM#ANMAT
3



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



LimaCorporate Orthopaedic <i>motion</i>	
Instrumental asociado al Vástago Femoral Master SL Modelos: Instrumental NO ESTÉRIL xxxx.xx.xxx Contenido: 1 unidad	
REF LOT	
	Precaución: consultar las instrucciones de uso
NON STERILE	No Estéril
	Fecha de vencimiento
Método de esterilización recomendado	Se recomienda la esterilización mediante autoclave
	Producto con marcado CE
	Limacorporate S.p.A Via Nazionale 52, 33038 Villanova di San Daniele (UD) Italia
Importado por:	SWISS PROTECH S.A. Av. Belgrano 863 – Piso 2 – C.A.B.A. Director Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias AUTORIZADO POR ANMAT PM 1020-55	

3 Instrucciones de Uso

3.1- Indicaciones contempladas en el rótulo.

- 2.1- Fabricante: Limacorporate S.p.A, Via Nazionale 52, 33038 Villanova di San Daniele (UD) Italia.
- 2.2- Información para identificar el producto: Vástago Femoral Master SL con su instrumental asociado.
- 2.3- Producto estéril. (Instrumental no estéril)
- 2.6- Producto de un solo uso.
- 2.7- Mantener seco. Mantener alejado de la luz solar.
- 2.8- Instrucciones especiales: Consultar Instrucciones de uso.
- 2.9- Advertencias y precauciones: Consultar las instrucciones de uso.
- 2.10- Esterilizado por radiación Gamma / Beta / Óxido de Etileno.
- 2.11- Responsable Técnico: Farm. Ricardo Marcelo Lencina M.N. 12786
- 2.12- Número de Registro: PM 1020-55

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.


PM 1020-55

R.M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

76-APN-DNPM#ANMAT



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



3.2- Prestaciones y posibles efectos secundarios no deseados

Prestaciones:

Los vástagos femorales Master SL son monobloc y están diseñados para prótesis totales o parciales de cadera tanto primarias como de revisión. Los vástagos femorales monobloc no cementados están concebidos para usarlos en aplicaciones sin cemento (a presión o "press-fit"). El objetivo principal de una prótesis articular consiste en reproducir la anatomía de la articulación, ya sea de forma parcial o total. Con la prótesis articular se pretende reducir el dolor y que la articulación del paciente recupere movilidad. El grado de reducción del dolor y de movilidad depende en parte de la situación preoperatoria, las opciones intraoperatorias y la rehabilitación postoperatoria. Los vástagos femorales monobloc no cementados están diseñados para uso en artroplastia total o parcial de cadera. Cuando sean usados para artroplastia total de cadera, los vástagos femorales monobloc no cementados están pensados para usarse con cabezas femorales y acetábulos compatibles (registrados en PM 1020-34). Cuando se usen en artroplastia parcial de cadera están diseñados para usarse con cabezas femorales para prótesis parcial o cabezas bipolares (registrados en PM 1020-34). Los vástagos femorales monobloc no cementados no deberán ser utilizados con componentes de otros sistemas o de otros fabricantes:

La artroplastia de cadera está diseñada para reducir o aliviar el dolor y / o mejorar la función de la cadera en pacientes esqueléticamente maduros con las siguientes afecciones:

- Enfermedad articular degenerativa no inflamatoria como osteoartritis, necrosis avascular y displasia de cadera;
- artritis reumatoide;
- fractura en la cabeza femoral;
- Fracturas del cuello femoral
- revisiones en casos de buena reserva ósea restante.

Entre las contraindicaciones absolutas están:

- infección local o sistémica;
- septicemia;
- osteomielitis crónica o aguda persistente;
- lesión muscular o nerviosa confirmada que perjudique la función de la articulación de la cadera.

Entre las contraindicaciones relativas están:

- enfermedades vasculares o nerviosas que afectan al miembro en cuestión;
- escasa densidad ósea (por ejemplo, debido a la osteoporosis) que afecta a la estabilidad del implante;
- desórdenes metabólicos que puedan perjudicar la fijación y la estabilidad del implante;
- cualquier enfermedad concomitante que pudiera afectar a la prótesis implantada;
- hipersensibilidad a los metales de los implantes.

Efectos Secundarios:

PM 1020-55

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA

FARMACÉUTICO
M. N. 12.786

IF-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT


5

pagina 15 de 25



SWIPRO

UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



Las complicaciones generales incluyen trombosis venosa con o sin embolismo pulmonar, trastornos cardiovasculares, hematomas, reacciones alérgicas sistémicas y dolor sistémico.

Los efectos adversos más comunes que pueden suceder a un reemplazo de cadera incluyen:

- Aflojamiento de los componentes de la prótesis;
- Dislocación e inestabilidad de la prótesis;
- Daño en el implante protésico;
- Inestabilidad del sistema por un inadecuado equilibrio con los tejidos blandos;
- Disociación debida a un acoplamiento incorrecto de los dispositivos;
- Infección;
- Hundimiento;
- Hipersensibilidad local;
- Dolor local;
- Fracturas periprotésicas;
- Daño nervioso temporal o permanente;
- Fracturas de los dispositivos bajo cargas inesperadas o no naturales;
- Discrepancias en la longitud de los miembros;
- Cirugía adicional.

Algunos efectos adversos pueden provocar la muerte.

3.3- Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberá utilizarse a fin de tener una combinación segura.

Los productos deben ser implantados solo por cirujanos familiarizados con los procedimientos del reemplazo de articulaciones descritos en las técnicas quirúrgicas específicas y solo se deben usar para esas indicaciones. Use solo instrumentales y pruebas de prótesis específicamente diseñados para su uso con los implantes correspondientes. El uso de materiales de otros fabricantes o diseñados para combinarse con otros sistemas puede resultar en una preparación inadecuada del entorno, así como en una colocación, alineación y fijación incorrectas de los dispositivos. Esto podría provocar que el implante se afloje, pierda funcionalidad y/o dure menos, y la necesidad de una cirugía posterior.

El vástago Femoral Master SL se presenta en versión standard y lateralizante (extendido).

3.4- Información que permita comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda la planificación preoperatoria con las plantillas, filminas, templates y los rayos X dados. Los perfiles se amplían en un 15%, en las plantillas

PM 1020-55

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO

M. N. 12.786
Página 16 de 25

IF-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT

6



SWIPRO

UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



Utilice radiografías de vista frontal y axial de buena calidad con un contraste adecuado.

El tamaño de la radiografía debe ser lo suficientemente grande como para contener toda la longitud del implante en las plantillas.

Determine el nivel de resección del cuello haciendo que el vértice del trocánter mayor concuerde con el centro de la cabeza femoral media.

→ Selección del vástago:

Superponga la plantilla en la metáfisis y calcule el tamaño apropiado del vástago femoral.

El componente femoral debe lograr un contacto cortical medio lateral proximal y recrear la posición apropiada del centro de rotación. Para las opciones de 131 ° y 127.5 °, las plantillas tienen marcas que indican el centro de rotación para un rango de opciones de desplazamiento de la cabeza.

Después de establecer el tamaño probable del vástago femoral determine el offset necesario (es decir la distancia que existe entre el centro de rotación y la línea que pasa por el centro del canal femoral) y la posición vertical para proporcionar una tensión muscular abductora adecuada. La opción lateralizante ofrece un aumento de desplazamiento de 5 mm, manteniendo la altura vertical o la longitud de la pierna.

La longitud del cuello de la cabeza femoral (es decir, S, M, L) también desempeñará un papel en la longitud de la pierna y el desplazamiento.

Una vez determinado el tamaño y la posición estimados del vástago, se debe anotar el nivel de resección del cuello. Esto se usará como referencia durante la resección intraoperatoria del cuello.


→ Resección del cuello:


Después de dislocar el fémur, se realiza la resección de la cabeza femoral utilizando los puntos de referencia anatómicos a los que se hace referencia durante la planificación preoperatoria.

La guía de resección muestra el canal femoral, el vástago y el eje del cuello.

Alinee la guía con el eje del canal femoral. Marque la línea de resección, determinada durante la plantilla preoperatoria

PM 1020-55


MARIA EUGENIA DEWEY
APROBADA
SWISS PROTECH S.A.

IF-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT
7

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M. N. 421786 7 de 25



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.




— Apertura del canal femoral.

Utilice el osteótomo para eliminar la porción medial del trocánter mayor y el cuello femoral lateral y para establecer la versión.

Use el extremo de corte del osteótomo para obtener una forma más cercana a la sección transversal de las raspas y vástagos.

El hueso adicional del trocánter mayor y el cuello femoral se pueden extraer con la raspa de inicio curva.

La fresa del canal axial puede usarse para abrir el canal medular y podría ayudar a determinar la dirección del eje femoral para un raspado alineado.



— Preparación femoral

Utilice el mango ergonómico para raspar. Comience a usar la raspa más pequeña.

Avance e raspado, teniendo cuidado de mantener la alineación y la versión adecuadas hasta lograr el ajuste y la estabilidad deseados (contacto íntimo con el hueso cortical medial y lateral).

Los tamaños de las raspas están marcadas en el extremo proximal, lo que permite un reconocimiento perfecto del tamaño cuando se encuentra en la caja de instrumentos.

PM 1020-55

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

M. LERIDA 480376-APN-DNPM#ANMAT
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786
8.



SWIPRO


UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



→ Preparación del calcar

Con la raspa final completamente asentada, se puede utilizar el alisador de calcar para el cuello femoral.

Guíe la alisadora sobre la raspa asegurándose de que esté alineada axialmente. Aplique potencia y avance lentamente hacia la raspa y mueva el calcar al nivel de ella.




→ Reducción de prueba


La reducción de prueba es útil para evaluar parámetros importantes como la posición del vástago, la estabilidad de la articulación, el rango de movimiento y la longitud de las piernas.

Ensamble el cuello y la cabeza de prueba en la raspa.

Realizar reducción de prueba. Cuando la estabilidad, la longitud de la pierna, el desplazamiento y el rango de movimiento se logran con el tamaño adecuado de la cabeza femoral, se disloca la cadera y se retiran los componentes de prueba.

PM 1020-55


MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.




R.M. LENCINA
FARMACÉUTICO
C.M.N. 12.786

21F-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT

9



SWIPRO
UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.




– Inserción del vástago

Seleccione el tamaño del vástago que corresponde a la raspa final.
El vástago se implanta utilizando el impactor roscado.
Atornille el impactor roscado en el vástago MasterSL, girando la arandela manualmente, bloquee el vástago con la ayuda de la llave modular en T.
Una vez que se haya retirado la llave en T, coloque el vástago en su lugar hasta el mismo nivel en el que se colocó la raspa.
El vástago también se puede insertar a mano en la cavidad femoral preparada y se puede impactar utilizando el posicionador de vástago de conexión rápida.

En este punto, puede volver a realizar la reducción de prueba con la misma cabeza de prueba utilizada anteriormente para volver a evaluar y confirmar los parámetros biomecánicos importantes.

– Inserción de la cabeza femoral

Limpie y seque a fondo el cono del vástago. Coloque la cabeza femoral seleccionada en el cono; engánchelo girándolo y luego golpéelo con el impactor apropiado. Limpie las superficies de apoyo y reduzca la cadera.
El impactor de cabeza tiene una doble concavidad interna, lo que permite su uso con todos los diámetros de cabeza.



Los implantes tales como cabezas, cotilos, insertos entre otros que completan un reemplazo total de cadera se encuentran registrados en el PM 1020-34.

PM 1020-55

MARIA EUGENIA DEWEY
APROBADA
SWISS PROTECH S.A.


R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786

IF-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT
10



SWIPRO

UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



Si es necesario, todos los componentes pueden ser removidos.
Nunca inserte una segunda cabeza de cerámica en un cono usado.
En este caso el vástago también debe ser reemplazado.

3.5- Advertencias

- Los productos de **Limacorporate** solo pueden ser implantados por cirujanos que estén familiarizados con los procedimientos de reemplazo articular descritos en las técnicas quirúrgicas específicas.
- La planificación preoperatoria proporciona indicaciones útiles para el uso correcto del implante, pero no establece de manera definitiva los tamaños del vástago y el cuello que deben utilizarse, que deben verificarse durante la intervención quirúrgica.
- Los vástagos de tamaño pequeño están diseñados para pacientes con un canal intramedular pequeño y / o una región metafisaria del fémur. El tamaño reducido de estos vástagos da como resultado una reducción en la resistencia a la fatiga del implante.
- Los vástagos lateralizados están diseñados para restaurar el desplazamiento funcional de la articulación de la cadera para que sea comparable al de la cadera contralateral, sin embargo, las mayores longitudes del cuello están acompañadas por un mayor riesgo de falla (por ejemplo, rotura debido a la fatiga).
- Los pacientes que tienen exceso de peso y / o altos niveles de actividad y / o mala calidad ósea no son candidatos para el reemplazo de cadera con vástagos modulares.
- El cono del vástago de una prótesis debe corresponder exactamente al cono interior de la cabeza protésica.
- El tamaño correcto y definitivo de los implantes deben ser determinados durante la cirugía. Se debe tener en cuenta la tensión de los tejidos blandos durante la reducción de prueba así como la calidad del hueso.
- Las plantillas (filminas, templates) se usan para identificar la línea de resección en la etapa de planificación preoperatoria y el posible tamaño de los componentes a implantar, si bien es orientativo, sirve para prever la necesidad de prótesis de tamaño muy pequeño o muy grande.
- El paciente debe ser advertido de que la prótesis no reemplaza el hueso normal y sano, que la prótesis pueden romperse o dañarse como resultado de ciertas actividades o traumatismos, que tiene una vida útil finita y que pueden necesitar ser reemplazada en el futuro.
- El instrumental esta específicamente diseñado para cada tipo de componente, no deben ser utilizados instrumentales si la técnica quirúrgica para el componente a utilizar no lo indica.
- Si bien todos los instrumentales pueden reutilizarse, debe controlarse que el desgaste por el uso no altere las propiedades de los mismos, si estos empiezan a fallar, debe contactarse al fabricante para sustituirlos. Antes de usarlos, se debe comprobar su funcionalidad; el

PM 1020-55

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.


IF-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT
E. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786
Página 21 de 25

11



SWIPRO

UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



uso de instrumentos dañados podría provocar un fallo prematuro de los implantes. Los instrumentos dañados se deben sustituir antes de la intervención quirúrgica.

3.6- Riesgos de interferencia recíproca en investigaciones o tratamientos específicos

No corresponde

3.7- Instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización

Todos los componentes implantables Master SL se suministran esterilizados. Se deben almacenar a temperatura ambiente (intervalo indicativo: 0-50°C) en sus embalajes protectores cerrados en salas controladas y protegidas frente a la exposición a la luz, el calor y los cambios de temperatura repentinos.

Los componentes metálicos se esterilizan mediante radiación o ETO. No use componentes con un envoltorio que ha sido abierto anteriormente o que presente algún daño. No utilice implantes después de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.

Una vez abierto el paquete, asegúrese de que el modelo y el tamaño del implante se corresponden exactamente con la descripción impresa en las etiquetas. Evite cualquier contacto entre el implante y objetos o sustancias que pudieran alterar su esterilización o la integridad de su superficie. Se recomienda realizar un examen visual meticuloso de cada implante antes de usarlo para verificar que no está dañado.

Los componentes extraídos del envoltorio no se deben usar si se han caído o han sufrido algún impacto accidental. Los dispositivos no se deben alterar en modo alguno.

Debe evitarse absolutamente la reutilización de un implante.

Reesterilización:

Los componentes metálicos o cerámicos que no hayan sido precedentemente implantados, pueden ser reesterilizados, sin embargo el fabricante y el distribuidor no recomiendan la reesterilización y no son responsables de la reesterilización de implantes realizadas por el comprador.

El instrumental asociado al sistema se suministra sin esterilizar y se deben limpiar, desinfectar y esterilizar antes del uso según los métodos aprobados y apropiados (Consulte los parámetros de esterilización validados en el folleto "Cuidado, limpieza, desinfección y esterilización del instrumental" que puede solicitar o descargar desde la sección Productos del sitio www.limacorporate.com. Los usuarios deben validar sus procesos y equipos de limpieza, desinfección y esterilización específicos.

PM 1020-55

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M. N. 12.786

JE 2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT


12

Página 22 de 25



SWIPRO

UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



3.8- Si el producto médico está destinado a reutilizarse, datos sobre los procedimientos de reutilización, incluido la limpieza, desinfección, acondicionamiento, y esterilización

Los implantes son dispositivos de un solo uso; no reutilice nunca unidades implantadas anteriormente en otro paciente. No se debe reutilizar un implante que ha estado en contacto con el fluido o el tejido corporal de otra persona.

Instrumental:

- Reutilización:

Todos los instrumentales pueden reutilizarse.

Los instrumentales de Limacorporate se envían limpios pero NO estériles.

Se desaconseja la esterilización mediante ETO, plasma y calor seco.

Se recomienda la esterilización mediante autoclave.

- Limpieza y desinfección:

Los instrumentales deben lavarse y desinfectarse lo más rápido posible después de su uso, esto minimizará el riesgo de infecciones (para el staff médico) y la corrosión (para el dispositivo).

Inmediatamente después de una cirugía deben quitarse los restos de tejidos y fluidos corporales con una toallita desechable. Los instrumentales deben limpiarse entre los próximos 30 minutos después de su uso para evitar que se sequen los restos mencionados.

Los instrumentales usados deberán ser transportados en contenedores cerrados para prevenir riesgos de contaminación.

Se recomiendan agentes limpiadores y enzimáticos con pH neutro o entre 4.5 y 8.5. No deben usarse ácidos o agentes oxidantes o químicos corrosivos que puedan alterar la superficie del dispositivo, sobre todo en aquellas piezas que contengan plástico.

No remojar las piezas en soluciones salinas.

Los agentes alcalinos con pH <12 deben utilizarse para limpiar piezas de acero inoxidable. Las bases fuertes están prohibidas en la limpieza de bandejas de aluminio o aleación de aluminio.

Se deben preparar soluciones de limpieza nuevas cuando las soluciones existentes se contaminen gravemente (por ejemplo con sangre).

Luego de su uso las cajas, bandejas e instrumentales deben ser lavados por separado, solo deben colocarse instrumentales en las cajas y bandejas luego de la fase de limpieza y desinfección.

- Fase 1 - Desmontaje de instrumental y chequeo. Se recomienda tener las piezas desmontadas juntas para facilitar el montaje.
- Fase 2 - Sumergir el instrumental en agua con el agente de limpieza apropiado durante 10 minutos. Mientras éstos están sumergidos, fregarlos con una esponja suave, prestando especial atención a la remoción de los residuos orgánicos y limpiar también las áreas de difícil acceso. No deben utilizarse esponjas metálicas o abrasivas. El uso de jeringas o chorro de agua mejorará el enjuague de las áreas de difícil acceso y superficies emparejadas.
- Fase 3 - sumergir el instrumental en solución desinfectante durante 20 minutos.

PM 1020-55

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M. N. 12.786

IF-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT

13



SWIPRO

UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



- Fase 4 – Colocar los agentes de limpieza en la unidad de ultrasonido. Sumergir el instrumental en la solución y someter al ultrasonido 10 minutos. Se recomienda usar temperatura menor a 50°. Temperaturas superiores pueden causar incrustaciones cuando aún hay sangre.
- Fase 5 – Enjuagar el instrumental con agua del grifo. Limpiarlos con vapor y fregarlos con esponjas suaves.
- Fase 6 - Colocar el instrumental en la unidad de ultrasonido 10 minutos.
- Fase 7 – Enjuagar el instrumental con agua del grifo por 5 minutos.
- Fase 8 – Enjuagar el instrumental con agua desionizada por 10 minutos.
- Fase 9 – Remover el agua con pistola de aire.
- Fase 10 – Inmediatamente secar el instrumental en horno de aire caliente (70°) al menos 10 minutos, o con una toallita descartable.
- Acondicionamiento:
- Los instrumentales deben permanecer y transportarse en sus cajas, esto los protegerá de impactos y daños, así como protege a los usuarios de posibles cortes.
- Esterilización:

El instrumental debe esterilizarse mediante autoclave de acuerdo a los requisitos de EN 285 Farmacopea Europea, y en ISO 17665-1/-2/-3. Si el usuario elige otro método de esterilización, será responsable de la eficacia de la esterilización así como de los posibles daños que puedan ocasionarse.

Cada equipo de esterilización tiene sus propios parámetros: éstos deben ser validados por personal calificado en procedimientos de esterilización. Cada cambio en los procesos de esterilización es un riesgo para el usuario.

Los sets de instrumental deben ser preparados en cajas o bandejas que permitan entrar el vapor y hacer contacto con las superficies.

	Ciclo 1	Ciclo 2
Tipo	Prevacío/Vacío pulsante	Prevacío/Vacío pulsante
Temperatura	132°	134°
Tiempo exposición	4 minutos	3 minutos
Tiempo secado	30 minutos	20 minutos

3.9- Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que se deba realizar antes de utilizar el producto médico (Ej., esterilización, montaje final, entre otros)

No corresponde.

3.10- Información sobre naturaleza, tipo, intensidad y distribución de la radiación si el producto médico emite radiaciones con fines médicos

No corresponde.

PM 1020-55

MARIA EUGENIA DEWEY
APRODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R.M. LENCINA
FARMACÉUTICO
M.N. 12.786


IF-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT

14



SWIPRO

UN PASO ADELANTE
SWISS PROTECH S.A.



3.11- Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico

No corresponde.

3.12- Precauciones que deben adoptarse, en condiciones ambientes previsibles, con respecto a la exposición a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, descargas electrostáticas, presión o variaciones de la presión, aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras.

Existen riesgos intrínsecos relacionados con el uso de implantes metálicos en el entorno de RM, incluida la migración de componentes, la inducción térmica y la interferencia o distorsión de la señal cerca de los componentes. La inducción térmica de los implantes metálicos es un riesgo relacionado con la geometría de los componentes y con los materiales, así como con la potencia, duración y secuencia de impulsos de la RM. Dado que los equipos de RM no están normalizados, se desconoce la probabilidad de incidencias de estos implantes y su gravedad. LimaCorporate ha realizado pruebas para evaluar la fuerza de desplazamiento, par de torsión, calentamiento y artefactos producidos por la interacción entre la RM y algunas configuraciones de sistemas LimaCorporate. Los resultados indican que no se espera que la aplicación de una RM de hasta 3T afecte a la migración y calentamiento de los dispositivos. Los sistemas protésicos incluyen componentes que son dispositivos metálicos pasivos y, como todos los dispositivos pasivos, pueden interferir con determinadas modalidades de obtención de imágenes, incluso distorsionar las imágenes obtenidas por resonancia magnética y mediante tomografía computarizada.

3.13- Medicamentos que el producto médico esté destinado a administrar

No corresponde.

3.14- Precauciones en la eliminación del producto médico

No corresponde.

3.15- Medicamentos incluidos en el producto médico

No corresponde.

3.16- Grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición

No corresponde.

PM 1020-55

MARIA EUGENIA DEWEY
APODERADA
SWISS PROTECH S.A.

R. MELENCINA
FARMACEUTICO
M.N. 12.786

2019-09-18 03:37:48 80376-APN-DNPM#ANMAT

15



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-49480376-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 27 de Mayo de 2019

Referencia: 1-47-3110-1250-19-8

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.05.27 15:25:34 -0300

Mariano Pablo Mancini
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.05.27 15:25:35 -0300



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-1250-19-8

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por SWISS PROTECH S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Vástago Femoral con su instrumental asociado.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 16-150 - Prótesis, de Articulación, para Cadera, Totales

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Limacorporate S.p.A.

Clase de Riesgo: III.

Indicación/es autorizada/s: el vástago Master SL está indicado en la artroplastia de cadera para reducir o aliviar el dolor y/o mejorar la función de la cadera en pacientes esqueléticamente maduros con las siguientes afecciones:

- Enfermedad articular degenerativa no inflamatoria como osteoartritis, necrosis avascular y displasia de cadera;
- Artritis reumatoide;
- Fractura en la cabeza femoral;
- Fracturas del cuello femoral;

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Aisina
Aisina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

•Revisiones en casos de buena reserva ósea restante.

Modelo/s:

3515.21.210 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°1

3515.21.220 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°2

3515.21.230 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°3

3515.21.240 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°4

3515.21.250 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°5

3515.21.260 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°6

3515.21.270 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°7

3515.21.280 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°8

3515.21.290 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°9

WMS



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

- 3515.21.300 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°10
- 3515.21.310 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°11
- 3515.21.320 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°12
- 3515.21.330 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono 12/14, N°13
- 3515.25.210 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°1
- 3515.25.220 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°2
- 3515.25.230 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°3
- 3515.25.240 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°4
- 3515.25.250 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°5
- 3515.25.260 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) - Cono 12/14, N°6

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 3515.25.270 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°7
- 3515.25.280 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°8
- 3515.25.290 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°9
- 3515.25.300 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°10
- 3515.25.310 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°11
- 3515.25.320 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°12
- 3515.25.330 Master SL- Vástago femoral standard (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°13
- 3516.21.210 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°1
- 3516.21.220 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°2
- 3516.21.230 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°3

WPS



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

- 3516.21.240 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°4
- 3516.21.250 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°5
- 3516.21.260 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°6
- 3516.21.270 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°7
- 3516.21.280 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°8
- 3516.21.290 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°9
- 3516.21.300 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°10
- 3516.21.310 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°11
- 3516.21.320 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°12
- 3516.21.330 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi) - Cono
12/14, N°13

WR

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central

Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina

Alsina 665/671, CABA

Sede INAME

Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL

Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos

Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza

Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba

Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres

Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas

Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé

Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

- 3516.25.210 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°1
- 3516.25.220 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°2
- 3516.25.230 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°3
- 3516.25.240 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°4
- 3516.25.250 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°5
- 3516.25.260 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°6
- 3516.25.270 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°7
- 3516.25.280 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°8
- 3516.25.290 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°9
- 3516.25.300 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -
Cono 12/14, N°10

WMS



Secretaría de
Gobierno de Salud



Ministerio de Salud y Desarrollo Social
Presidencia de la Nación

3516.25.310 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -

Cono 12/14, N°11

3516.25.320 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -

Cono 12/14, N°12

3516.25.330 Master SL- Vástago femoral lateralizado (Ti6Al4V + PoroTi + HA) -

Cono 12/14, N°13

Instrumental asociado.

Método de esterilización: ETO O RADIACIÓN para los implantes.

Período de vida útil: 5 años para los implantes estériles.

Forma de presentación: envasados individualmente.

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: LIMACORPORATE S.p.A.

Lugar/es de elaboración: Via Nazionale 52, 33038 Villanova di San Daniele (UD)
Italia.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM- 1020-55,
con una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición
autorizante.

Expediente N° 1-47-3110-1250-19-8

Disposición N°

5693

17 JUL 2019

Dr. Waldo Belloso
Subadministrador Nacional
ANMAT

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrand 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los
Libres, Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé