



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-2513-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 20 de Marzo de 2019

Referencia: 1-47-3110-7547/17-1

VISTO el expediente N° 1-47-3110-7547/17-1 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica y,

CONSIDERANDO:

Que por los presentes actuados la firma SIEMENS HEALTHCARE S.A solicita autorización para la venta a laboratorios de análisis clínicos de los Productos para diagnóstico uso In Vitro denominados: 1) ATELLICA™ IM CYCLOSPORINE (CsA); 2) ATELLICA™ IM CsA PRETREATMENT REAGENT (CsA PRE) y 3) ATELLICA™ IM CYCLOSPORINE CALIBRATOR (CsA CAL).

Que en el expediente de referencia consta el informe técnico producido por el Servicio de Productos para Diagnóstico que establece que los productos reúnen las condiciones de aptitud requeridas para su autorización.

Que se ha dado cumplimiento a los términos que establece la Ley N° 16.463, Resolución Ministerial N° 145/98 y Disposición ANMAT N° 2674/99.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM de los productos médicos objeto de la solicitud.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de los productos médicos para diagnóstico de uso In Vitro denominados: 1) ATELLICA™ IM CYCLOSPORINE (CsA); 2) ATELLICA™ IM CsA PRETREATMENT REAGENT (CsA PRE) y 3) ATELLICA™ IM CYCLOSPORINE CALIBRATOR (CsA CAL), de acuerdo a lo solicitado por la firma SIEMENS HEALTHCARE S.A con los datos característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorícense los textos de los proyectos de rótulos y Manual de Instrucciones que obran en el documento N° IF-2019-10139122-APN-DNPM#ANMA.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 1074-782", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta Disposición.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica a los nuevos productos. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

Nombre comercial: 1) ATELLICA™ IM CYCLOSPORINE (CsA); 2) ATELLICA™ IM CsA PRETREATMENT REAGENT (CsA PRE) y 3) ATELLICA™ IM CYCLOSPORINE CALIBRATOR (CsA CAL).

Indicación de uso: 1) ENSAYO PREVISTO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CICLOSPORINA EN SANGRE COMPLETA HUMANA (EDTA) MEDIANTE EL ATELLICA™ IM ANALYZER; 2) REACTIVO AUXILIAR DESTINADO AL PRE-TRATAMIENTO DE LA MEUSTRAS; 3) PARA LA CALIBRACIÓN DEL ENSAYO ATELLICA™ IM CYCLOSPORINE (CsA).

Forma de presentación: 1) Envases por 50 determinaciones, conteniendo: 1 (UNO) cartucho de reactivo primario ReadyPack; 2) Envases conteniendo: 2 viales x 26 ml y 3) Envases conteniendo: Cal H (2 viales x 2 ml) y Cal L (2 viales x 2ml).

Período de vida útil y condición de conservación: 1), 2) y 3) 24 (VEINTICUATRO) meses desde la fecha de elaboración conservado entre 2 y 8 °C.

Condición de venta: venta a Laboratorios de análisis clínicos. USO PROFESIONAL EXCLUSIVO.

Nombre y dirección del fabricante: 1) y 2) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. 333 Coney Street, E. Walpole, MA 02032 (USA) para SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. 511 Benedict Avenue, Tarrytown, NY 10591-5097 (USA).

Expediente N° 1-47-3110-7547/17-1

av

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.03.20 14:11:53 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Waldo HORACIO BELLOSO
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CLUT 30715117564
Date: 2019.03.20 14:11:59 -0300

PROYECTO DE RÓTULOS:

- 1) Atellica IM Cyclosporine (CsA)
- 2) Atellica IM CsA PRE
- 3) Atellica IM CsA GAL



ROTULOS EXTERNOS

REFOLIADO N° 23
 Direc. Tecnología Médica

Atellica[™] IM

CsA



LOT

2°C — 8°C



IVD

siemens.com/document-library

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
 511 Benedict Avenue
 Tarrytown, NY 10591
 USA
siemens.com/healthineers

Ver instrucciones de uso

Importado por: SIEMENS HEALTHCARE S.A. Deposito: Calle 122 (ex Gral Roca) 4785/4817, Localidad de Villa Ballester, Partido de San Martín Prov. de Buenos Aires. Legajo N° 1074
 Director Técnico: Ignacio Oscar Fresa - M.N. 10.209 - Autorizado por ANMAT - PM 1074 -782

IM 031

Página 1 de 4

IF-2019-10139-02-ANMAT-DNPM#ANMAT

Ignacio Oscar Fresa
 Director Técnico
 Siemens Healthcare S.A

Página 1 de 17

F

- 1) Atellica IM Cyclosporine (CsA)
- 2) Atellica IM CsA PRE
- 3) Atellica IM CsA CAL




REFOLIADO N° 24
 Dirección Tecnología Médica

Atellica[™] IM

CsA PRE

H412
 P273, P501

PRE 2 x 26.0 mL




VD



i siemens.com/document-library

LOT

 Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
 511 Benedict Avenue
 Tarrytown, NY 10591
 USA
siemens.com/healthineers


Ver instrucciones de uso

Importado por: SIEMENS HEALTHCARE S.A. Depósito: Calle 122 (ex Gral Roca) 4785/4817, Localidad de Villa Ballester, Partido de San Martín Prov. de Buenos Aires. Legajo N° 1074
 Director Técnico: Ignacio Oscar Fresa - M.N. 10.209 - Autorizado por ANMAT - PM 1074-782

IF-2019-10129122-APN-DNPM#ANMAT

Director Técnico
 Siemens Healthcare S.A.

- 1) Atellica IM Cyclosporine (CsA)
- 2) Atellica IM CsA PRE
- 3) Atellica IM CsA CAL




REFOLIADO N° 25
 Direc. Tecnología Médica

Atellica IM

CsA CAL

CAL H 2 x 2.0 mL

CAL L 2 x 2.0 mL



siemens com healthcare



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
 511 Benedict Avenue
 Tarrytown, NY 10591
 USA
siemens.com/healthineers

Ver instrucciones de uso

Importado por: SIEMENS HEALTHCARE S.A. Deposito: Calle 122 (ex Gral Roca) 4785/4817,
 Localidad de Villa Ballester, Partido de San Martin Prov. de Buenos Aires. Legajo N° 1074
 Director Técnico: Ignacio Oscar Fresa - M.N. 10.209 - Autorizado por ANMAT - PM 1074-782

PROYECTO DE RÓTULOS:

- 1) Atellica IM Cyclosporine (CsA)
- 2) Atellica IM CsA PRE
- 3) Atellica IM CsA CAL



REFOLIADO N° 26
Direc. Tecnología Médica

RÓTULOS INTERNOS

SIEMENS Healthineers IVD

Atellica IM

CsA

Σ 50 ReadyPack

2°C / 8°C

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
51 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA

Atellica IM

IVD LOT

CsA PRE

PRE

26.0 mL

2°C / 8°C

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY 10591 USA

CsA CAL IVD

CAL H 2.0 mL

2°C / 8°C

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY 10591 USA

CsA CAL IVD

CAL L 2.0 mL

2°C / 8°C

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
Tarrytown, NY 10591 USA

[Handwritten signature]
Silvia Fresa
Gerente de Producto
Siemens Healthcare S.A.

Ciclosporina (CsA)

Revisión y fecha actual*	Rev. 02, 2017-09	
Nombre de producto	Atellica IM Cyclosporine (CsA)	REF 10995548
Nombre de producto abreviado	Atellica IM CsA	
Nombre de la prueba/ID	CsA	
Sistemas	Atellica IM Analyzer	
Materiales necesarios pero no suministrados	Atellica IM CsA CAL	REF 10995549
	Atellica IM CsA PRE	REF 10995552
Materiales opcionales	Atellica IM Multi-Diluent 12	REF 10995550
	Atellica IM CsA MCM	REF 10995551
Tipos de muestra	Sangre completa EDTA	
Volumen de muestra	100 µl	
Intervalo de medición	30,00–1500,00 ng/ml (24,95–1247,25 nmol/l)	

* Una barra vertical en el margen de la página indica contenido técnico que difiere de la versión anterior.



Uso previsto

El ensayo Atellica™ IM Cyclosporine (CsA) está previsto para uso diagnóstico *in vitro* en la determinación cuantitativa de ciclosporina en sangre completa humana (EDTA) empleando el Atellica™ IM Analyzer.

El ensayo está pensado para su uso como ayuda en la administración del tratamiento con ciclosporina en pacientes con trasplante de riñón, corazón e hígado.

Resumen y explicación

La ciclosporina es un oligopéptido cíclico hidrofóbico de origen fúngico que suprime el sistema inmunitario. Si bien el mecanismo de acción no se comprende por completo, se considera que la ciclosporina inhibe las respuestas mediadas por la célula T y también la producción y la liberación de linfocinas. Durante los últimos 20 años, la ciclosporina ha mejorado sustancialmente la supervivencia del paciente y del injerto en pacientes que reciben trasplantes de corazón, riñón, hígado, páncreas o pulmón.¹⁻⁶

Se recomienda supervisar las concentraciones de ciclosporina⁷ junto con otras pruebas y exámenes clínicos que ayudan a optimizar la inmunosupresión y a reducir los eventos adversos en los receptores de trasplantes de órganos. La sangre completa es el tipo de muestra recomendada, ya que la ciclosporina se distribuye rápidamente dentro de los glóbulos rojos.

Principios del procedimiento

El ensayo Atellica IM CsA es un inmunoensayo competitivo que emplea tecnología quimioluminiscente directa. La ciclosporina en la muestra del paciente compete con la ciclosporina marcada con éster de acridinio en el reactivo Lite por una cantidad limitada de anticuerpo anticiclosporina monoclonal de ratón marcado con biotina. La anticiclosporina marcada con biotina se une a estreptavidina que está acoplada covalentemente a partículas paramagnéticas de la fase sólida. En el ensayo Atellica IM CsA, la muestra está pretratada manualmente para lisar las células y disolver la ciclosporina.

Existe una relación inversa entre la cantidad de ciclosporina presente en la muestra del paciente y la cantidad de unidades relativas de luz (RLU) detectadas por el sistema.

Reactivos


Descripción de los materiales	Almacenamiento	Estabilidad ^a
Atellica IM CsA ReadyPack® cartucho del reactivo primario	Sin abrir a 2–8°C	Hasta la fecha de caducidad que aparece en el producto
Reactivo Lite 5,0 ml cartucho de reactivos Ciclosporina (~6 ng/ml) marcada con éster de acridinio en solución tamponada de fosfato; seroalbúmina bovina; surfactante; conservantes	Incorporado	42 días
Fase sólida 12,5 ml cartucho de reactivos Estreptavidina enlazada a partículas paramagnéticas (~160 µg/ml) en solución salina tamponada de fosfato; seroalbúmina bovina; gammaglobulina de ratón; surfactante; conservantes		
Reactivo de pocillo auxiliar 5,0 ml cartucho de reactivos Anticuerpo anticiclosporina monoclonal de ratón biotinizado (100 ng/ml) en solución salina tamponada de fosfato; seroalbúmina bovina; gammaglobulina de ratón; surfactante; conservantes		
Atellica IM CsA PRE 26,0 ml vial Detergentes; glicerol; antisepumante; conservantes	Sin abrir a 2–8°C	Hasta la fecha de caducidad que aparece en el producto
	Abierto	21 semanas
Atellica IM Multi-Diluent 12^b 20,0 ml vial Suero humano; detergentes; glicerol; antisepumante; conservantes	En 2–8°C	Hasta la fecha de caducidad que aparece en el producto
	Abierto	21 semanas

- ^a Consulte Almacenamiento y estabilidad.
- ^b Consulte Materiales opcionales.

Advertencias y precauciones

Para uso en diagnóstico *in vitro*.

REFOLADO N.º 27
Díaz, Tecnología Médica



Para uso profesional.

PRECAUCIÓN

La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo por o a solicitud de profesionales sanitarios acreditados.

Las fichas de datos de seguridad (SDS) están disponibles en siemens.com/healthineers.

H412 P273, P501	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (en Atellica IM CsA ReadyPack y Atellica IM CsA PRE)
--------------------	--



PRECAUCIÓN: PELIGRO BIOLÓGICO POTENCIAL

Contiene material de origen humano. Toda la sangre y los hemoderivados donados se analizaron mediante métodos aprobados por la FDA para detectar la presencia de anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia humana del tipo 1 (VIH 1) y del tipo 2 (VIH 2), así como del antígeno de superficie de la hepatitis B (AgHBs) y de anticuerpos de la hepatitis C (VHC). Los resultados de las pruebas fueron negativos (no repetidamente reactivos). Ninguna prueba ofrece garantía absoluta de la ausencia de estos u otros microorganismos infecciosos; este material debe manipularse mediante las prácticas recomendadas de laboratorio y las precauciones generalizadas.⁹⁻¹¹

PRECAUCIÓN

Este dispositivo contiene material de origen animal y debe tratarse como posible portador y transmisor de enfermedades.

Deséchese de los materiales peligrosos o contaminados biológicamente según las prácticas adoptadas por su institución. Deseche todos los materiales de manera segura y aceptable, de conformidad con los requisitos de la regulación vigente.

Nota Para obtener más información sobre la preparación del reactivo, consulte *Preparación de los reactivos* en el apartado *Procedimiento*.

Almacenamiento y estabilidad

Almacene los reactivos en posición vertical. Proteja el producto de fuentes de calor y de luz. Los reactivos sin abrir son estables hasta la fecha de caducidad que aparece en el producto si se almacenan a 2-8°C.

Almacenar Atellica IM CsA PRE en posición vertical. El Atellica IM CsA PRE sin abrir es estable hasta la fecha de caducidad que aparece en el producto si se almacena a 2-8°C. Atellica IM CsA PRE es estable durante 21 semanas después de abrirlo si se almacena a 2-8°C.

Almacenar Atellica IM Multi-Diluent: 12 en posición vertical. El Atellica IM Multi-Diluent 12 sin abrir es estable hasta la fecha de caducidad que aparece en el producto si se almacena a 2-8°C. Atellica IM Multi-Diluent 12 es estable durante 21 semanas después de abrirlo si se almacena a 2-8°C.

No utilice los productos después de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del mismo.

Estabilidad incorporada

Los reactivos son estables incorporados al sistema durante 42 días. Desechar los reactivos al final del intervalo de estabilidad en el sistema.

No utilice los productos después de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del mismo.

Recogida y manipulación de las muestras

La sangre completa es el tipo de muestra recomendado para este ensayo. Se recomienda EDTA como el anticoagulante preferido para analizar la ciclosporina en muestras de sangre completa. No se recomiendan las muestras heparinizadas porque pueden formar coágulos durante el almacenamiento.⁸

Recogida de muestras

- Respete las medidas de precaución universales cuando recoja las muestras. Manipule todas las muestras como si pudiesen transmitir enfermedades.¹¹
- Siga los procedimientos recomendados para la obtención de muestras de sangre para diagnóstico mediante venopunción.¹²
- Siga las instrucciones de uso y procesamiento suministradas con el dispositivo de recogida de muestras.¹³
- Mantenga los tubos tapados en todo momento.¹⁰
- Realice las pruebas con las muestras tan pronto como sea posible una vez recogidas.

Almacenamiento de las muestras

Sangre completa

- No utilice muestras almacenadas a temperatura ambiente durante más de 6 horas.
- Cierre herméticamente y refrigere las muestras a 2-8°C si no se ha completado el ensayo al cabo de 6 horas. Las muestras se pueden almacenar a 2-8°C hasta 7 días.
- Si el almacenamiento es más prolongado de lo necesario, congele las muestras a $\leq -20^{\circ}\text{C}$ durante 1 mes. No almacene en un congelador libre de escarcha.
- Congelar las muestras solamente 1 vez y mezclar de forma homogénea después de descongelar.

Hemolizado de sangre completa

- Las muestras pretratadas se pueden guardar durante 4 horas a temperatura ambiente o durante 24 horas a 2-8°C.
- No congelar muestras pretratadas.

La información sobre la manipulación y el almacenamiento que se proporciona aquí está basada en datos o referencias en poder del fabricante. Es responsabilidad de cada laboratorio utilizar todas las referencias disponibles y/o sus propios estudios en el momento de establecer criterios de estabilidad alternativos para satisfacer sus necesidades específicas.


Transporte de las muestras

Embale y etiquete las muestras para su envío conforme a las reglamentaciones federales e internacionales relativas al transporte de muestras clínicas y agentes etiológicos.

Preparación de las muestras

En este ensayo se necesitan 30 μl de hemolizado de sangre completa para una determinación individual. Este volumen no incluye el volumen inutilizable en el contenedor de muestra ni el volumen adicional requerido cuando se realizan duplicados u otras pruebas sobre la misma muestra. Para obtener información acerca de cómo determinar el volumen necesario mínimo, consulte la ayuda en línea.

Nota Para ver una lista completa de contenedores adecuados para las muestras, consulte la ayuda en línea.



Valores esperados

No existe un rango terapéutico para la ciclosporina en sangre completa. La complejidad del estado clínico, las diferencias individuales en la sensibilidad a los efectos inmunosupresores y nefrotóxicos de la ciclosporina, la administración concomitante de otros inmunosupresores, el tipo de trasplante, el tiempo posterior al trasplante y otros factores, generarán diferentes requisitos para los niveles óptimos de ciclosporina en sangre. Cada médico debe establecer un rango en función de la experiencia clínica y evaluar a cada paciente antes de realizar ajustes en el tratamiento. Además, los rangos variarán de acuerdo con la prueba de diagnóstico *in vitro* que se utilice. No use factores de conversión entre los ensayos comerciales para predecir los valores de pacientes individuales. Se recomienda el uso consistente de un ensayo para un paciente individual debido a los patrones variables de reactividad cruzada con metabolitos.¹⁸

Las mediciones de CsA deben usarse junto con otros procedimientos de diagnóstico y evaluación clínica. No base los cambios en el régimen de tratamiento de ciclosporina en valores de ciclosporina individuales.

Características de rendimiento

Las formulaciones de reactivos empleadas en el Atellica IM Analyzer son las mismas que las utilizadas en el sistema ADVIA Centaur[®]. Algunas características de rendimiento para el ensayo Atellica IM se establecieron empleando el sistema ADVIA Centaur.

Intervalo de medición

El ensayo Atellica IM CsA proporciona resultados de 30,00–1500,00 ng/ml (24,95–1247,25 nmol/l). El límite inferior del intervalo de medición se define por los requisitos del diseño en cuanto a sensibilidad funcional. Resultados de informe por debajo del intervalo de medición en < 30,00 ng/ml (24,95 nmol/l). Cuando los resultados de la muestra excedan el intervalo de medición, consulte Diluciones.

Especificidad

Se enriquecieron muestras de sangre completa que contienen 200 ng/ml de ciclosporina con 1000 ng/ml de metabolitos AM1, AM1c, AM4N, AM9, y AM19. El cálculo de la reactividad cruzada se muestra a continuación:

Metabolito	Concentración analizada (ng/ml)	Reactividad cruzada (%)
AM1	1000	< 5%
AM1c	1000	< 5%
AM4N	1000	< 5%
AM19	1000	< 5%
AM9	1000	15,0

Los resultados se establecieron empleando el sistema ADVIA Centaur. Los resultados de ensayos obtenidos en laboratorios individuales pueden diferir de los datos proporcionados.

Capacidad de detección

La capacidad de detección se determinó de acuerdo con el documento EP17-A2 del CLSI.¹⁹ El ensayo está diseñado para tener un límite de blanco (LdB) de $\leq 25,00$ ng/ml (20,79 nmol/l), un límite de detección (LdD) de $\leq 25,00$ ng/ml (20,79 nmol/l) y sensibilidad funcional de $< 30,00$ ng/ml (24,95 nmol/l). La sensibilidad funcional se define como la concentración de ciclosporina en la cual el CV intralaboratorio es $\leq 20\%$.

Los datos representativos de capacidad de detección se muestran a continuación. Los resultados de ensayos obtenidos en laboratorios individuales pueden diferir de los datos proporcionados.

El LdB corresponde al resultado de medición más alto que puede observarse en una muestra de blanco. El LdB del ensayo Atellica IM CsA es 8,60 ng/ml (7,15 nmol/l).

El LdD corresponde a la concentración más baja de ciclosporina que se puede detectar con una probabilidad del 95%. El LdD del ensayo Atellica IM CsA es de 13,50 ng/ml (11,23 nmol/l), y se determinó con 352 determinaciones, con 160 duplicados en blanco y 192 duplicados de nivel bajo y un LdB de 8,60 ng/ml (7,15 nmol/l).

La sensibilidad funcional corresponde a la menor cantidad de ciclosporina en una muestra en la que el CV intralaboratorio es $\leq 20\%$. La sensibilidad funcional del ensayo Atellica IM CsA es 29,40 ng/ml (24,45 nmol/l), y se determinó con varias muestras de pacientes en el intervalo 7,12–33,36 ng/ml (5,92–27,74 nmol/l). Todas las muestras se ensayaron por duplicado en cada uno de los 2 análisis diarios usando 2 lotes de reactivo, durante un periodo de 20 días.


Precisión

La precisión se determinó de acuerdo con el documento EP05-A3 del CLSI.¹⁸ Las muestras se analizaron en un Atellica IM Analyzer por duplicado en 2 pruebas al día durante 20 días. El ensayo se diseñó para tener una precisión en laboratorio con una DE de $\leq 9,00$ ng/ml (7,48 nmol/l) para muestras de $\leq 99,00$ ng/ml (82,32 nmol/l) y un CV de $\leq 9\%$ para muestras de 100,00–1500,00 ng/ml (83,15–1247,25 nmol/l).

Tipo de muestra	N ^a	Media		Repetibilidad			Precisión intra-laboratorio		
		N ^a	(ng/ml)	(nmol/l)	DE ^b		DE		CV
					(ng/ml)	(nmol/l)	(%)	(ng/ml)	
Muestra de sangre completa A	80	127,97	106,41	2,68	2,23	2,1	8,85	7,36	6,9
Muestra de sangre completa B	80	466,74	388,09	8,14	6,77	1,7	23,09	19,20	4,9
Muestra de sangre completa C	80	946,03	786,62	18,54	15,42	2	53,03	44,09	5,6
Muestra de sangre completa D	80	1300,71	1081,54	36,43	30,29	2,8	91,89	76,41	7,1
Control 1	80	55,67	46,29	1,73	1,44	N/A ^c	5,42	4,51	N/A
Control 2	80	127,14	105,72	3,01	2,50	2,4	9,67	8,04	7,6
Control 3	80	284,55	236,60	9,52	7,92	3,3	15,93	13,25	5,6
Control 4	80	640,89	532,90	17,18	14,29	2,7	41,79	34,75	6,5
Control 5	80	1106,89	920,38	31,13	25,88	2,8	91,25	75,87	8,2

- ^a Número de muestras analizadas
- ^b Desviación estándar.
- ^c Coeficiente de variación.
- ^d No aplicable.

Los resultados de ensayos obtenidos en laboratorios individuales pueden diferir de los datos proporcionados.



Se enriquecieron muestras de sangre completa que contienen 200 ng/ml de ciclosporina con los compuestos que se mencionan a continuación y en las concentraciones que se muestran. Los resultados de las muestras enriquecidas se compararon con aquellas muestras de control sin enriquecer. Estos compuestos generaron una desviación < 10% en las mediciones de ciclosporina.

Compuesto	Cantidad añadida (µg/ml)	Compuesto	Cantidad añadida (µg/ml)
Tacrolimus (FK506)	100	Lidocaína	100
Ácido micafenólico	100	Lincomicina	100
Glucuronido de ácido micafenólico	1000	Metotrexato	100
Rapamicina (Sirolimus)	5	Metilprednisolona	100
N-acetilprocainamida	100	Sulfato de neomicina	100
Paracetamol	200	Oxitocina	100
Amikacina	100	Penicilina-G (sódica)	100
Sulfato de amikacina	100	Penicilina V	100
Ampicilina	100	Fenobarbital	150
Apresolín	100	Fenitoína	100
Azatioprina	100	Prazosina	100
Carbamazepina	120	Prednisolona	100
Cefactor (Cefalosporina)	230	Prednisona	100
Cloramfenicol	250	Primidona	100
Cimetidina	100	Procainamida	100
Digitoxina	100	Propranolol	100
Digoxina	100	Sulfato de quinidina	100
Dipiridamol	100	Rifampicina	100
Disopiramida	100	Ácido salicílico	500
EDTA	2924	Espectinomina	100
Erlvamicina	200	Teofilina	250
Etosuximida	100	Tobramicina	100
Furosemida	100	Triamtereno	100
Gentamicina	120	Ácido valproico	500
Kanamicina	100	Vancomicina	630
Sulfato de kanamicina B	100	Verapamilo	100
Ketoconazol	100		

Los resultados se establecieron empleando el sistema ADVIA Centaur. Los resultados de ensayos obtenidos en laboratorios individuales pueden diferir de los datos proporcionados.

Recuperación de dilución

Se diluyeron tres muestras de sangre humana completa en el rango de ciclosporina de 1164,24–1321,28 ng/ml (968,07–1098,64 nmol/l) con diluciones de 1:2, 1:4 y 1:8 con Atellica IM Multi-Diluent 12 y se sometieron a ensayos de recuperación. Las recuperaciones se encontraban dentro de un rango de 100,0%–114,7% con una recuperación media de 105,4%.

Muestra	Dilución	Esperado (ng/ml)	Observado (ng/ml)	Esperado (nmol/l)	Observado (nmol/l)	Recuperación (%)
Suero 1	—	1321,28	1321,28	1098,64	1098,64	100,0
	1:2	660,64	708,36	549,32	589,00	107,2
	1:4	330,32	341,40	274,66	283,87	103,4
	1:8	165,16	172,13	137,33	143,13	104,2
	Media					103,7
Suero 2	—	1164,24	1164,24	968,07	968,07	100,0
	1:2	582,12	609,58	484,03	506,87	104,7
	1:4	291,06	319,92	242,02	266,01	109,9
	1:8	145,53	152,48	121,01	126,79	104,8
	Media					104,9
Suero 3	—	1201,69	1201,69	999,21	999,21	100,0
	1:2	600,85	628,96	499,61	522,98	104,7
	1:4	300,42	344,54	249,80	286,49	114,7
	1:8	150,21	167,63	124,90	139,38	111,6
	Media					107,7
Media						105,4


Los resultados se establecieron empleando el sistema Atellica IM Analyzer. Los resultados de ensayos obtenidos en laboratorios individuales pueden diferir de los datos proporcionados.

Recuperación de la adición

Se añadieron cantidades variables de ciclosporina a las muestras de sangre completa normal libre de ciclosporina de 2 y muestras de 2 de pacientes que toman ciclosporina. Las recuperaciones se encontraban dentro de un intervalo de 91,1%–108,2% con una media del 96,5%.

Muestra	Cantidad añadida (ng/ml)	Esperado (ng/ml)	Observado (ng/ml)	Cantidad añadida (nmol/l)	Esperado (nmol/l)	Observado (nmol/l)	Recuperación (%)
1	100	100	97	83	83	81	97,0
	400	400	400	333	333	337	99,9
	800	800	787	665	665	654	98,3
	1500	1500	1624	1247	1247	1350	108,2
	Media						100,9

REFOLIADO N° 33
Direc. Tecnología Médica



Definición de símbolos

Los siguientes símbolos pueden aparecer en la etiqueta del producto

Símbolo	Título y descripción del símbolo
	Consultar las instrucciones de uso
	Versión de las instrucciones de uso
	Dirección URL de Internet para acceder a las instrucciones electrónicas de uso
	Revisión
	Precaución Consulte las instrucciones de uso o la documentación que se adjunta para obtener información adicional, como advertencias y precauciones, que no se puede ofrecer en el dispositivo médico por diversas razones.
	Riesgos biológicos Hay posibles riesgos biológicos relacionados con el dispositivo médico.
	Corrosivo
	Peligroso para el medio ambiente
	Irritante
	Peligro de inhalación, oral o para la piel
	Peligro de inhalación Salud respiratoria o interna
	Inflamable Inflamable o extremadamente inflamable
	Combustible
	Explosivo
	Tóxico
	Gas comprimido
	Mantenga lejos de la luz del sol directa Evitar la exposición a la luz solar y el calor.

10995338_ES Rev. 02, 2017-09

18 / 20

Título y descripción del símbolo

Símbolo	Título y descripción del símbolo
	Vertical Almacenar en posición vertical.
	No congelar
	Límite de temperatura Los indicadores de los límites de temperatura superior e inferior están junto a las líneas horizontales superior e inferior.
	Lector de códigos de barras de mano
	Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
	Contenido suficiente para <math>n> pruebas Junto al símbolo aparece el número total de pruebas de DIV que puede realizar el sistema con los reactivos del kit de DIV
	Dispositivo de prescripción médica (solo EE. UU.) Se aplica solo a los ensayos de DIV registrados en Estados Unidos. PRECAUCIÓN: La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo por o a solicitud de profesionales sanitarios acreditados.
	Mezcla de sustancias Mezclar el producto antes del uso.
	Recombinar y mezclar el producto liofilizado antes del uso
	Objetivo
	Intervalo
	Fabricante legal
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Fecha de caducidad Utilizar antes de la fecha indicada.
	Código de lote
	Número de referencia
	Reciclar
	Impreso con tinta de soja
	Marca CE

18 / 20

REFOLIADO N° 35
Dirca, Tecnología Médica

ANMAT
FOLIO 33
MESA DE PROD. MED.

10995338_ES Rev. 02

IF-2019-10139-22-APN 2019-FRASA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS
ANMAT
Página 13 de 17

Simbolo	Título y descripción del símbolo
	Marca CE con número de identificación del organismo notificado. El número de identificación del organismo notificado puede variar.
YYYY-MM-DD	Formato de fecha (año-mes-día)
	Número variable hexadecimal que asegura que los valores introducidos de la definición de la curva maestra y del calibrador son válidos.
	Unidades comunes
	Sistema Internacional de Unidades
	Materia
	Número de identificación única de material
	Nombre del control
	Tipo de control

Información legal

Atellica, ReadyPack y ADVIA Centaur son marcas comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics.

El resto de las demás marcas y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2017 Siemens Healthcare Diagnostics. Reservados todos los derechos.


Patente de los EE. UU. núm. 6,664,043

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
 511 Benedict Avenue
 Tarrytown, NY 10591
 USA
siemens.com/healthineers

Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.
 Sir William Siemens Square
 Frimley, Camberley, GU16 8QD
 United Kingdom

Sede de Siemens Healthineers
 Siemens Healthcare GmbH
 Henkestr. 127
 91052 Erlangen
 Germany
 Phone: +49 9131 84-0
siemens.com/healthineers

IF-2019-10139122-ANM
 B0002-2019-10139122-ANM
 Página 14 de 17
 Siemens Healthcare S.A.



Calibrador de ciclosporina (CsA CAL)

Revisión y fecha actual*	Rev. 01, 2017-06
Nombre de producto	Atellico IM Cyclosporine Calibrator (CsA CAL)
Nombre de producto abreviado	Atellico IM CsA CAL
	2 x 2,0 ml de calibrador de baja concentración [CAL 1] [REF] 10995549
	2 x 2,0 ml de calibrador de alta concentración [CAL 2]
	Hoja de valores específicos del lote del calibrador [EM] [IM] [ML]
Sistemas	Atellico IM Analyzer

* Una barra vertical en el margen de la página indica contenido técnico que difiere de la versión anterior.



Uso previsto

El Atellico™ IM Cyclosporine Calibrator (CsA CAL) está previsto para uso diagnóstico *in vitro* para la calibración del ensayo Atellico IM CsA mediante el Atellico™ IM Analyzer.

Descripción de los materiales

Para conocer los valores asignados, consulte la hoja de valores específicos del lote del calibrador [EM] [IM] [ML] proporcionada. Los valores asignados son conformes a la normalización del ensayo. Para obtener información adicional, consulte las instrucciones de uso del ensayo.

Descripción de los materiales	Almacenamiento	Estabilidad*
Atellico IM CsA CAL 2,0 ml/vial	Sin abrir a 2-8°C	Hasta la fecha de caducidad que aparece en el producto
Niveles bajos o altos de ciclosporina; suero humano, detergentes, glicerol, antiespumante; conservantes	Abierto a 2-8°C	21 semanas
	A temperatura ambiente	4 horas
	Manipulador de muestras Atellico™	

* Consulte *Almacenamiento y estabilidad*.
Si desea obtener información sobre la estabilidad de los materiales en la zona de almacenamiento de tubos Cal-CC, consulte el documento suplementario «Atellico Sample Handler Calibrator and QC Storage and Stability» (Estabilidad y almacenamiento del calibrador y CC del manipulador de muestras Atellico).

Advertencias y precauciones

Para uso en diagnóstico *in vitro*.

Para uso profesional.

PRECAUCIÓN

La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo por o a solicitud de profesionales sanitarios acreditados.

Las fichas de datos de seguridad (SDS) están disponibles en siemens.com/healthineers.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P273, P501 Evitar su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales y nacionales.
Contiene: 2-metil-2H-isotiazol-3-ona



PRECAUCIÓN: PELIGRO BIOLÓGICO POTENCIAL

Contiene material de origen humano. Toda la sangre y los hemoderivados donados se analizaron mediante métodos aprobados por la FDA para detectar la presencia de anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia humana del tipo 1 (VIH 1) y del tipo 2 (VIH 2), así como del antígeno de superficie de la hepatitis B (AgHBs) y de anticuerpos de la hepatitis C (VHC). Los resultados de las pruebas fueron negativos (no repetidamente reactivos). Ninguna prueba ofrece garantía absoluta de la ausencia de estos u otros microorganismos infecciosos; este material debe manipularse mediante las prácticas recomendadas de laboratorio y las precauciones generalizadas.¹⁻³

Deshágase de los materiales peligrosos o contaminados biológicamente según las prácticas adoptadas por su institución. Deseche todos los materiales de manera segura y aceptable, de conformidad con los requisitos de la regulación vigente.

Nota Para obtener más información sobre la preparación del calibrador, consulte *Preparación de los calibradores*.

Almacenamiento y estabilidad

Almacene los calibradores en posición vertical. Los calibradores sin abrir son estables hasta la fecha de caducidad que aparece en el producto si se almacenan a 2-8°C. Los calibradores abiertos son estables durante 21 semanas a 2-8°C. Los calibradores son estables durante 4 horas a temperatura ambiente.

Si desea obtener información sobre la estabilidad de los materiales en la zona de almacenamiento de tubos Cal-CC, consulte el documento suplementario «Atellico Sample Handler Calibrator and QC Storage and Stability» (Estabilidad y almacenamiento del calibrador y CC del manipulador de muestras Atellico).

No utilice los productos después de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del mismo.

Realización de la calibración

Frecuencia de calibración

Para obtener más información sobre la frecuencia de calibración, consulte las instrucciones de uso del ensayo.

Preparación de los calibradores

Los calibradores son líquidos y están listos para usarse. Mezcle e invierta cuidadosamente los viales para asegurarse de que el material se homogeneiza.

Procedimiento de calibración

El producto se suministra en frascos con cuentagotas. Cada gota dispensada tiene aproximadamente 50 µl.

El volumen de muestra necesario para las pruebas depende de diversos factores. Para obtener información sobre los requisitos de volumen de muestras, consulte la ayuda en línea.

Para realizar la calibración, utilice los siguientes materiales específicos del lote:

- Para las definiciones de curva maestra y prueba del ensayo, consulte la curva maestra específica del lote y la hoja de definiciones de la prueba [MC102] que se proporciona con los reactivos del ensayo.
- Para conocer las definiciones del calibrador, consulte la hoja de valores específicos del lote [CAL (LPT) MA] proporcionada con los materiales del calibrador.
- Genere etiquetas de código de barras específicas del lote para utilizar con las muestras del calibrador.

Para conocer las instrucciones sobre cómo realizar el procedimiento de calibración, consulte la ayuda en línea.

Asistencia técnica

Para obtener asistencia, póngase en contacto con el proveedor local de asistencia técnica o con el distribuidor.
siemens.com/healthineers

Referencias

1. Centers for Disease Control. Perspectives in disease prevention and health promotion update. Universal precautions for prevention of transmission of human immunodeficiency virus, hepatitis B virus and other bloodborne pathogens in healthcare settings. *MMWR*. 1988;37(24):377-382, 387-388
2. Clinical and Laboratory Standards Institute. *Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory Tests; Approved Guideline—Fourth Edition*. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2010. CLSI Document GP44-A4.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute. *Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Fourth Edition*. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014. CLSI Document M29-A4.

Definición de símbolos

Los siguientes símbolos pueden aparecer en la etiqueta del producto:

Símbolo	Título y descripción del símbolo
	Consultar las instrucciones de uso
	Versión de las instrucciones de uso
	Dirección URL de Internet, para acceder a las instrucciones electrónicas de uso
	Revisión

Símbolo	Título y descripción del símbolo
	Precaución Consulte las instrucciones de uso o la documentación que se adjunta para obtener información adicional, como advertencias y precauciones, que no se puede obtener en el dispositivo médico por diversas razones
	Riesgos biológicos Hay posibles riesgos biológicos relacionados con el dispositivo médico.
	Corrosivo
	Peligroso para el medio ambiente
	Irritante Peligro de inhalación, oral o para la piel
	Peligro de inhalación Salud respiratoria o interna
	Inflamable Inflamable a extremadamente inflamable
	Comburente
	Explosivo
	Tóxico
	Gas comprimido
	Mantener lejos de la luz del sol directa Evitar la exposición a la luz solar y el calor.
	Vertical Almacenar en posición vertical.
	No congelar
	Límite de temperatura Los indicadores de los límites de temperatura superior e inferior están junto a las líneas horizontales superior e inferior.
	Lector de códigos de barras de mano

IF-2019-10139122-AN-DNPM#ANMAT
 Bloq. Control de Calidad
 Página 16 de 16
 Siemens Healthineers S.A.

REFOJADO N° 38
 Direc. Tecnología Médica

A.N.M.A.T.
 FOLIO 17
 MESA DEPARTAMENTO MFD.

Símbolo	Título y descripción del símbolo
	Dispositivo médico para diagnóstico <i>in vitro</i>
	Contenido suficiente para <n> pruebas Junto al símbolo aparece el número total de pruebas de DIV que puede realizar el sistema con los reactivos del kit de DIV.
RxOnly	Dispositivo de prescripción médica (solo EE. UU.) Se aplica solo a los ensayos de DIV registrados en Estados Unidos. PRECAUCIÓN: La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este dispositivo por o a solicitud de profesionales sanitarios acreditados.
	Mezcla de sustancias Mezclar el producto antes del uso.
	Reconstituir y mezclar el producto liofilizado antes del uso.
	Objetivo
	Intervalo
	Fabricante legal
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Fecha de caducidad Utilizar antes de la fecha indicada.
	Código de lote
	Número de referencia
	Reciclar
	Impreso con tinta de soja
	Marca CE
	Marca CE con número de identificación del organismo notificado El número de identificación del organismo notificado puede variar.
	Formato de fecha (año-mes-día)
	Número variable hexadecimal que asegura que los valores introducidos de la definición de la curva maestro y del calibrador son válidos.
	Unidades comunes
	Sistema Internacional de Unidades

Símbolo	Título y descripción del símbolo
	Material
	Número de identificación única de material
	Nombre del control
	Tipo de control

Información legal

Atellica es una marca comercial de Siemens Healthcare Diagnostics.

El resto de las demás marcas y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2017 Siemens Healthcare Diagnostics. Reservados todos los derechos.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591
USA
siemens.com/healthineers

Siemens Healthcare Diagnostics Ltd.
Sir William Siemens Square
Frimley, Camberley, GU16 8QD
United Kingdom


Sede de Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germany
Phone: +49 9131 84-0
siemens.com/healthineers

Página 17 de 17

IF-2019-10139122 A P-SPIN PMS#ANMAT

Siemens Healthcare S.A.

REFOLIADO N°
Direc. Tecnología Médica





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-10139122-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 19 de Febrero de 2019

Referencia: 1-47-3110-7547-17-1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.02.19 13:49:11 -0300

Mariano Pablo Mancini
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.02.19 13:49:12 -0300

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN
PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO DE USO IN VITRO**

Expediente nº 1-47-3110-7547/17-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por SIEMENS HEALTHCARE S.A, se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto para diagnóstico de uso in vitro con los siguientes datos característicos:

Nombre Comercial: 1) ATELLICA™ IM CYCLOSPORINE (CsA); 2) ATELLICA™ IM CsA PRETREATMENT REAGENT (CsA PRE) y 3) ATELLICA™ IM CYCLOSPORINE CALIBRATOR (CsA CAL).

Indicación de uso: 1) ENSAYO PREVISTO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE CICLOSPORINA EN SANGRE COMPLETA HUMANA (EDTA) MEDIANTE EL ATELLICA™ IM ANALYZER; 2) REACTIVO AUXILIAR DESTINADO AL PRE-TRATAMIENTO DE LA MUESTRA; 3) PARA LA CALIBRACIÓN DEL ENSAYO ATELLICA™ IM CYCLOSPORINE (CsA).

Forma de presentación: 1) Envases por 50 determinaciones, conteniendo: 1 (UNO) cartucho de reactivo primario ReadyPack; 2) Envases conteniendo: 2 viales x 26 ml y 3) Envases conteniendo: Cal H (2 viales x 2 ml) y Cal L (2 viales x 2ml).

Sedes y Delegaciones

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.argentina.gob.ar/anmat> - República Argentina

Sede Central
Av. de Mayo 869, CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671, CABA

Sede INAME
Av. Caseros 2161, CABA

Sede INAL
Estados Unidos 25, CABA

Sede Prod. Médicos
Av. Belgrano 1480, CABA

Deleg. Mendoza
Remedios de Escalada de
San Martín 1909, Mendoza
Prov. de Mendoza

Deleg. Córdoba
Obispo Trejo 635,
Córdoba,
Prov. de Córdoba

Deleg. Paso de los Libres
Ruta Nacional 117, km.10,
CO.TE.CAR., Paso de los Libres,
Prov. de Corrientes

Deleg. Posadas
Roque González 1137,
Posadas, Prov. de
Misiones

Deleg. Santa Fé
Eva Perón 2456,
Santa Fé,
Prov. de Santa Fé

Período de vida útil y condición de conservación: 1), 2) y 3) 24 (VEINTICUATRO) meses desde la fecha de elaboración conservado entre 2 y 8 °C.

Nombre y dirección del fabricante: 1) y 2) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. 333 Coney Street, E. Walpole, MA 02032 (USA) para SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC. 511 Benedict Avenue, Tarrytown, NY 10591-5097 (USA).

Condición de Venta/Categoría: venta a Laboratorios de análisis clínicos. USO PROFESIONAL EXCLUSIVO


Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PRODUCTO PARA DIAGNOSTICO USO IN VITRO PM-1074-782.

Expediente N° 1-47-3110-7547/17-1

Disposición N°

2513

20 MAR 2019


Dr. Waldo Beloso
Subadministrador Nacional
ANMAT