



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: 1-47-3110-2973-20-9

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2973-20-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Cardiopack Argentina S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Sorin Group Italia S.R.L., nombre descriptivo Cánula de Vena Femoral PU y nombre técnico Cánulas, Femorales, de acuerdo con lo solicitado por Cardiopack Argentina S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2020-69715496-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-821-109”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Cánula de Vena Femoral PU

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

10-576 Cánulas, Femorales

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Sorin Group Italia SRL

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Las cánulas femorales se han diseñado para canular la vena femoral, a través de un acceso a la misma durante operaciones de cirugía cardiopulmonar de hasta seis horas de duración.

Modelos:

FV-319, FV-323, BFV-319, BFV-323

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Las cánulas se envasan en un pouch de tyvek-bilaminado en forma individual.

Las cánulas se empacan en cajas de cartón a razón de 3 ó 10 unidades por caja.

Método de esterilización: Óxido de etileno

Nombre del fabricante:

SORIN GROUP ITALIA S.r.l


Lugar de elaboración:

Via Statale 12 Nord 86, 41037 Mirandola (MO), Italia.

Expediente N° 1-47-3110-2973-20-9

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.11.03 13:07:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.11.03 13:07:47 -03:00



PROYECTO DE ROTULOS SEGÚN ANEXO III.B DE LA DISP. 2318/02 (TO 2004):

RAZON SOCIAL IMPORTADOR: CARDIOPACK ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN IMPORTADOR: SAN MARTÍN 4375-FLORIDA-VICENTE LÓPEZ-PROV. DE BS. AS.- ARGENTINA.

RAZÓN SOCIAL FABRICANTE: SORIN GROUP ITALIA S.r.l..

DIRECCION FABRICANTE Via Statale 12 Nord 86, 41037 Mirandola (MO), Italia.

INFORMACION NECESARIA PARA IDENTIFICAR EL PRODUCTO MEDICO Y SU CONTENIDO:

CANULA DE VENA FEMORAL PU

MODELO: (se coloca el modelo)

MARCA: SORIN GROUP ITALIA SRL

ESTÉRIL

LOTE:

FECHA DE FABRICACION:

VENCIMIENTO:

DISPOSITIVO DE UN SOLO USO

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y MANIPULACION:
CONSERVAR A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITAR LA HUMEDAD.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE USO, ADVERTENCIAS Y/O PRECAUCIONES:
POSEE EL SIMBOLO QUE INDICA QUE ES IMPORTANTE LEER LA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑA AL PRODUCTO ANTES DE USARLO.

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO.

NO RE-ESTERILIZAR

NO UTILIZAR SI EN ENVASE NO SE ENCUENTRA INTEGRO

DIRECCION TECNICA: MARCELA F. MOREIRA. FARMACEUTICA. M.N.: 11.567

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-821-109



cardiopack argentina s.a.

SUMARIO DE INFORMACIONES BASICAS DE LAS INSTRUCCIONES DE USO SEGUN ANEXO III.B DE LA DISP. 2318/02 (TO 2004):

RAZON SOCIAL IMPORTADOR: CARDIOPACK ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN IMPORTADOR: SAN MARTÍN 4375-FLORIDA-VICENTE LÓPEZ-PROV. DE BS. AS.- ARGENTINA.

RAZÓN SOCIAL FABRICANTE: SORIN GROUP ITALIA S.r.l..

DIRECCION FABRICANTE Via Statale 12 Nord 86, 41037 Mirandola (MO), Italia.

INFORMACION NECESARIA PARA IDENTIFICAR EL PRODUCTO MEDICO Y SU CONTENIDO:

CANULA DE VENA FEMORAL PU

MODELO: (se colocan los modelos involucrados)

MARCA: SORIN GROUP ITALIA SRL

ESTÉRIL

DISPOSITIVO DE UN SOLO USO

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1- Prestando atención a no contaminar el producto estéril, retire la cánula de su envase estéril y colóquela en el campo estéril.
- 2- Compruebe la no-oclusión de la cánula.
- 3- Aplicando una técnica quirúrgica adecuada, introduzca la cánula en el punto de canulación. En el caso de una cánula femoral venosa, se aconseja una técnica de incisión directa para su inserción.
- 4- El collarín y el anillo de sutura representan un indicador de profundidad e impiden insertar la cánula demasiado profundamente. Se puede fijar una cinta de ligadura en el collarín para impedir que la cánula se deslice hacia atrás.
- 5- Retirar el obturador una vez totalmente insertada la cánula.

ADVERTENCIAS:

- **Las Cánulas deben sujetarse correctamente al vaso o al tejido para impedir su extracción accidental durante la circulación extracorpórea.**
- **Cebbar la cánula con sangre del paciente para expulsar el aire del cuerpo de la cánula.**
- **Fijar la cánula a la línea del circuito extracorpóreo asegurándose que se haya expulsado todo el aire.**
- **Debe aplicarse una técnica quirúrgica adecuada para la extracción de la cánula y la reparación de la zona de canulación.**
- **La fijación de la cánula a los conductos debe ser firme para impedir la entrada de aire en el sistema circulatorio.**
- **Una posible degradación del flujo de sangre distal a la zona de canulación podría provocar isquemia o gangrena. El paciente debe ser monitoreado atentamente para impedir la isquemia de los miembros inferiores.**

Av. San Martín 4375. (B1604CDE) Florida. Vicente López. Provincia de Buenos Aires. Argentina.
T.E.: 54- (0)11-4760-5009. Fax: 54-(0)11-4760-4009



cardiopack argentina s.a.

- **Antes de utilizarse debe inspeccionarse si las cánulas presenta daños de almacenamiento o envío. Las piezas con pliegues o distorsionadas pueden provocar obstrucciones o perturbaciones del flujo sanguíneo y no deben usarse.**

DISPOSITIVOS MEDICOS PARA UTILIZAR CON LAS CANULAS ARTERIALES:

Todos los tubos utilizados para realizar las conexiones del circuito deben tener un diámetro compatible con las dimensiones de los conectores del dispositivo (3/16", 1/4", 3/8", 1/2").

INDICACIONES:

Las cánulas de vena femoral se han diseñado para canular la vena femoral, a través de un acceso en la misma durante operaciones de cirugía cardiopulmonar de hasta seis horas de duración.

ADVERTENCIAS

- El usuario debe inspeccionar atentamente el dispositivo durante la preparación y el cebado en busca de fugas. No usar si se detecta alguna fuga.
- El dispositivo debe ser utilizado de acuerdo con las presentes instrucciones de uso.
- Este producto se ha previsto que sólo lo utilice el personal formado profesionalmente.
- La empresa no se responsabiliza de los problemas ocasionados por falta de experiencia o uso inadecuado.
- Frágil. Manipule el producto con cuidado
- Llevar a cabo y mantener constantemente una dosificación correcta y una atenta monitorización del anticoagulante antes, durante y después del bypass.
- Para un solo uso y en un solo paciente. Durante la utilización, el dispositivo entra en contacto con la sangre humana y otros fluidos, líquidos y gases corporales al objeto de posibles infusiones, administraciones o introducciones en el cuerpo y, debido a su diseño concreto, no puede limpiarse y desinfectarse completamente después de usarlo. Por lo tanto, la reutilización en otros pacientes podría provocar contaminación cruzada y sepsis. Además, la reutilización aumenta la probabilidad de fallo del producto (integridad, funcionalidad y eficacia clínica).
- No efectuar otros tratamientos.
- No volver a esterilizar.
- Después del uso, eliminar el dispositivo de acuerdo con las normativas vigentes en el país donde se utiliza.
- El dispositivo debe ser utilizado solo en el caso de ser estéril.
- No usar si el embalaje estéril está dañado o abierto o se ha visto expuesto a la humedad u otras condiciones que pongan en peligro la esterilidad del dispositivo.
- Verificar la fecha de vencimiento situada en la etiqueta correspondiente. No utilizar el dispositivo después de dicha fecha.
- El dispositivo debe ser utilizado inmediatamente después de la apertura del envase estéril.
- El dispositivo debe ser manipulado de manera aséptica.
- Inspeccionar visualmente y controlar atentamente el producto antes de su empleo. Si las condiciones de transporte y/o almacenamiento no han respondido a lo indicado, pueden haber causado daños al producto.
- No utilizar solventes como por ejemplo alcohol, éter, acetona, etc., los cuales pueden causar daños al producto si entran en contacto con el mismo.

PRECAUCIONES

- Antes de usar las cánulas debe comprobarse la no-obstrucción de los lúmenes en todas las cánulas.
- Comprobar que los tapones están firmemente apretados.
- Las cánulas sólo deben pinzarse en las zonas marcadas y nunca en las zonas reforzadas.
- Retire el clamp antes de la utilización.
- Comprobar la firmeza de todas las conexiones luer. Todas las líneas de accesorios conectadas al dispositivo deben conectarse firmemente para evitar la entrada accidental de aire en el dispositivo así como la pérdida de sangre.
- Durante la perfusión debe disponerse siempre de un dispositivo de repuesto. Después de seis horas de uso con sangre o si e dieran situaciones que, según el responsable de la perfusión, pusieran en duda la seguridad del paciente, evaluar la posible sustitución del dispositivo.
- Emplear métodos estériles durante todo el procedimiento de sustitución.

CONTRAINDICACIONES:

Las cánulas debe usarse tal como se indica. No está recomendado para zonas de canulación enfermas ni anómalas.

No se tiene conocimiento de ninguna contraindicación del uso de dispositivos recubiertos con fosforilcolina.

No se conoce ninguna contraindicación por lo que respecta el uso del dispositivo con bombas peristálticas, oclusivas o no oclusivas, ni con bombas centrífugas.

EFFECTOS ADVERSOS:

Al utilizar las cánulas indicadas pueden presentarse las complicaciones siguientes:

- 1- Disección
- 2- Colocación incorrecta
- 3- Perforación
- 4- Tromboquinesis
- 5- Embolismo por aire.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, CONSERVACION Y MANIPULACION:

- No exponer a temperaturas inferiores a 0°C ni superiores a 60°C. Evitar la humedad. Almacenar a temperatura ambiente.

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO

DIRECCION TECNICA: MARCELA F. MOREIRA. FARMACEUTICA. M.N.: 11.567

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-821-109



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROT, E, INST, DE USO-Cardiopack Argentina S.A.,

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2020.10.15 22:59:22 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2020.10.15 22:59:23 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-47-3110-2973-20-9

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-2973-20-9

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Cardiopack Argentina S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Cánula de Vena Femoral PU

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

10-576 Cánulas, Femorales

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Sorin Group Italia SRL

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

Las cánulas femorales se han diseñado para canular la vena femoral, a través de un acceso a la misma durante operaciones de cirugía cardiopulmonar de hasta seis horas de duración.

Modelos:

FV-319, FV-323, BFV-319, BFV-323

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: N/A

Forma de presentación: Las cánulas se envasan en un pouch de tyvek-bilaminado en forma individual.

Las cánulas se empacan en cajas de cartón a razón de 3 ó 10 unidades por caja.

Método de esterilización: Óxido de etileno

Nombre del fabricante:

SORIN GROUP ITALIA S.r.l

Lugar de elaboración:

Via Statale 12 Nord 86, 41037 Mirandola (MO), Italia.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-821-109, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-47-3110-2973-20-9