



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

6155

"2010 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

BUENOS AIRES, 08 OCT 2010

VISTO el Expediente N° 1-47-16267-10-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones TRINI VISION S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos

17.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 6155

"2010 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

**EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:**

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca CIBA, nombre descriptivo LENTES DE CONTACTO, y nombre técnico Lentes de contacto, correctoras de la visión, de acuerdo a lo solicitado, por TRINI VISION S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 104 y 105 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1946-6, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas

5



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 6155

"2010 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-16267-10-6

DISPOSICIÓN N°

6155

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.

"2010 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° ...**6155**.....

Nombre descriptivo: LENTES DE CONTACTO.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-525 – Lentes de contacto, correctores de la visión.

Marca de (los) producto(s) médico(s): CIBA.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Corrección de la visión: Spherical: Corrección de la agudeza visual en personas con ojos sanos que sufren de miopía o hipermetropía (cortos de vista o hiperópicos) y que presenten hasta aprox. 2.00 dioptrías de astigmatismo refractivo que no interfiera con su agudeza visual. También actúan para realzar o modificar el color visible del ojo. Toric: Corrección de la agudeza visual en personas con ojos sanos que sufren de miopía o hipermetropía (cortos de vista o hiperópicos) y que presenten hasta aprox. 6.00 dioptrías de astigmatismo refractivo que no interfiera con su agudeza visual. También actúan para realzar o modificar el color visible del ojo.

07) Ambas pueden recetarse a personas no afáquicos tanto para su uso diario como para Uso continuado entre 1 y 7 días hasta su extracción para limpieza y desinfección o su descarte, según lo recomiende el profesional calificado especialista en el cuidado de la vista.

Ayudan a proteger al ojo de la transmisión de radiación UV dañina sobre la córnea y en su interior.

Modelo/s: FreshLook Colorblends / Comfort Vision Color (Nombres comerciales alternativos del mismo producto)

Freshlook Colors

Período de vida útil: 60 Meses.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.

"2010 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

Condición de expendio: VENTA BAJO RECETA.

Nombre del fabricante: CIBA VISION Corporation.

Lugar/es de elaboración: 333 E. Howard Avenue, Des Plaines, IL 60018, Estados Unidos.

Expediente N° 1-47-16267-10-6

DISPOSICIÓN N°

6155

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.

"2010 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

.....**6155**.....

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

ANEXO III B

Rótulo Externo:

6155



1. Fabricado por:
CIBA VISION Corporation
333 E. Howard Avenue
Des Plaines, IL 60018
Estados Unidos

Importado por:

TRINI VISION S.A., Av. San Juan 3301, CABA

Directora Técnica Farm. Vanesa Skredzelewski, M.N. 14002

**2. FRESHLOOK COLORS
(phernfilcon A)**

Contiene dos lentes de contacto blandas, estériles, 45% phernfilcon A (concornóforos que absorben el UV) 55% agua, tamponada en solución salina con tampón borato y un contenido de 0,005% de Poloxamer.

3. Estéril

4. Lote N°:

5. ~ Fecha de vencimiento:

Vida útil del producto: 60 meses en condiciones de almacenamiento apropiadas

7. Almacenar a temperatura ambiente

8. BC (Curva Base):

PWR (Potencia):

DIA (Diámetro):

R (Derecho)

L (Izquierdo)

9. ~ No utilizar si el blister está dañado o roto

Asegúrese de que el especialista le informe de las instrucciones de uso del producto.

10. Esterilizado por vapor

11. "Autorizado por la ANMAT PM 1946-6"

12. Condición de venta: "Venta bajo receta"

LUIS DIEGO PIACENZA
INGENIERO INDUSTRIAL

TRINIVISION
Vanesa A. Skredzelewski
M.N. 14002
Directora Técnica Farmacéutica



ANEXO III B
INSTRUCCIONES DE USO

Fabricado por:
CIBA VISION Corporation
333 E. Howard Avenue
Des Plaines, IL 60018
Estados Unidos

6155

Importado por:

TRINI VISION S.A., Av. San Juan 3301, CABA

Directora Técnica Farm. Vanesa Skredzelewski, M.N. 14002

FRESHLOOK COLORS
(phemfilcon A)

Contiene dos lentes de contacto blandas, estériles, 45% phemfilcon A (concomóforos que absorben el UV) 55% agua, tamponada en solución salina con tampón borato y un contenido de 0,005% de Poloxamer.

FRESHLOOK COLORBLEND
(phemfilcon A)

Contiene dos lentes de contacto blandas, estériles, 45% phemfilcon A (concomóforos que absorben el UV) 55% agua, tamponada en solución salina con tampón borato y un contenido de 0,005% de Poloxamer.

COMFORT VISION COLOR
(phemfilcon A)

Contiene dos lentes de contacto blandas, estériles, 45% phemfilcon A (concomóforos que absorben el UV) 55% agua, tamponada en solución salina con tampón borato y un contenido de 0,005% de Poloxamer.

Estéril

Autorizado por la ANMAT PM 1946-6

Almacenar a temperatura ambiente

BC (Curva Base):
PWR (Potencia):
DIA (Diámetro):
R (Derecho)
L (Izquierdo)

No utilizar si el blister está dañado o roto

Asegúrese de que el especialista le informe de las instrucciones de uso del producto.

Esterilizado por vapor

LUIS DIEGO PIACENZA
INGENIERO INDUSTRIAL

TRINIVISION
Vanesa A. Skredzelewski
M.N. 14002
Directora Técnica Farmacéutica



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos.
A.N.M.A.T.

"2010 – AÑO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO"

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-16267-10-6

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **6155** y de acuerdo a lo solicitado por TRINI VISION S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: LENTES DE CONTACTO.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-525 – Lentes de contacto, correctores de la visión.

Marca de (los) producto(s) médico(s): CIBA.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Corrección de la visión: **Spherical**: Corrección de la agudeza visual en personas con ojos sanos que sufren de miopía o hipermetropía (cortos de vista o hiperópicos) y que presenten hasta aprox. 2.00 dioptrías de astigmatismo refractivo que no interfiera con su agudeza visual.

También actúan para realzar o modificar el color visible del ojo. **Toric**: Corrección de la agudeza visual en personas con ojos sanos que sufren de miopía o hipermetropía (cortos de vista o hiperópicos) y que presenten hasta aprox. 6.00 dioptrías de astigmatismo refractivo que no interfiera con su agudeza visual.

También actúan para realzar o modificar el color visible del ojo.

Ambas pueden recetarse a personas no afáquicos tanto para su uso diario como para Uso continuado entre 1 y 7 días hasta su extracción para limpieza y desinfección o su descarte, según lo recomiende el profesional calificado especialista en el cuidado de la vista.

Ayudan a proteger al ojo de la transmisión de radiación UV dañina sobre la córnea y en su interior.

Modelo/s: FreshLook Colorblends / Comfort Vision Color (Nombres comerciales alternativos del mismo producto)

Freshlook Colors

Período de vida útil: 60 Meses.

Condición de expendio: VENTA BAJO RECETA.

Nombre del fabricante: CIBA VISION Corporation.

Lugar/es de elaboración: 333 E. Howard Avenue, Des Plaines, IL 60018, Estados Unidos.

Se extiende a TRINI VISION S.A. el Certificado PM-1946-6, en la Ciudad de Buenos Aires, a **08 OCT 2010**, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

6155


Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.