



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

**DISPOSICIÓN N° 6735**

BUENOS AIRES, 30 SEP 2011

VISTO el Expediente N° 1-47-11560-11-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones DANIEL EDMUNDO CARRIZO solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

*[Handwritten signature]*



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*S. N. M. S. T.*

DISPOSICIÓN N° **6735**

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso I) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca FOSHAN SUNTEM, nombre descriptivo UNIDADES DENTALES y nombre técnico SILLAS, PARA RECONOCIMIENTO/TRATAMIENTO, EN ODONTOLOGÍA, de acuerdo a lo solicitado por DANIEL EDMUNDO CARRIZO, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 59 y 60 a 71 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

51  
ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-814-48, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la





2011 - "Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

DISPOSICIÓN N°

6735

*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-11560-11-7

DISPOSICIÓN N° 6735

**Dr. OTTO A. ORSINGER**  
**SUB-INTERVENTOR**  
**A.N.M.A.T.**



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO  
Inscrito en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N° ..... **6735** .....

Nombre descriptivo: UNIDADES DENTALES.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 10-792 - SILLAS, PARA RECONOCIMIENTO/TRATAMIENTO, EN ODONTOLOGÍA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): FOSHAN SUNTEM.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Unidades dentales para tratamientos odontológicos.

Modelo/s: ST-Ryan, ST-Anna, ST-D309, ST-D307, ST-D303, ST-D302, ST-D580, ST-D570, ST-D560, ST-D540, ST-D530, ST-D520.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Foshan Suntem Medical Apparatus Co. Ltd.

Lugar/es de elaboración: 1 Flat, N° 7, C District, Technology and Industry Garden, Sanshui Centre, 528137 Foshan City, GuangDong Province, China.

Expediente N° 1-47-11560-11-7

DISPOSICIÓN N° **6735**

**Dr. OTTO A. ORSINGER**  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud*  
*Secretaría de Políticas*  
*Regulación e Institutos*  
*A.N.M.A.T.*

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del  
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº

6735

.....

**Dr. OTTO A. ORSINGER**  
**SUB-INTERVENTOR**  
**A.N.M.A.T.**



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas  
Regulación e Institutos  
A. N. M. A. T.*

**ANEXO III  
CERTIFICADO**

Expediente N°: 1-47-11560-11-7

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N° **6735**, y de acuerdo a lo solicitado por DANIEL EDMUNDO CARRIZO, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: UNIDADES DENTALES.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 10-792 – SILLAS, PARA RECONOCIMIENTO/TRATAMIENTO, EN ODONTOLOGÍA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): FOSHAN SUNTEM.

Clase de Riesgo: Clase II.

Indicación/es autorizada/s: Unidades dentales para tratamientos odontológicos.

Modelo/s: ST-Ryan, ST-Anna, ST-D309, ST-D307, ST-D303, ST-D302, ST-D580, ST-D570, ST-D560, ST-D540, ST-D530, ST-D520.

Condición de expendio: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Nombre del fabricante: Foshan Suntem Medical Apparatus Co. Ltd.

Lugar/es de elaboración: 1 Flat, N° 7, C District, Technology and Industry Garden, Sanshui Centre, 528137 Foshan City, GuangDong Province, China.

Se extiende a DANIEL EDMUNDO CARRIZO el Certificado PM-814-48, en la Ciudad de Buenos Aires, a **30 SEP 2011**, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N° **6735**

**Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.**



6735



Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

## ROTULO

1. FOSHAN SUNTEM MEDICAL APPARATUS CO. Ltd. – 1 Flat, Nº 7, C District, Technology and Industry Garden, Sanshui Centre, 528137 Foshan City, GuangDong Province, CHINA
2. Importado por DANIEL CARRIZO. LAVALLEJA 1170 - COFICO (5000) CORDOBA.
3. UNIDADES DENTALES – MARCA: FOSHAN SUNTEM – Modelos: ST-Ryan, ST-Anna, ST-D309, ST-D307, ST-D303, ST-D302, ST-D580, ST-D570, ST-D560, ST-D540, ST-D530 y ST-D520
4. Serie Nº
5. Conservar en lugar fresco y seco
6. Ver instrucciones de uso en manual del usuario
7. Ver precauciones, contraindicaciones y advertencias en el manual del usuario
8. Director técnico: Maria Luisa Beltramino – farmacéutica – MP 1832
9. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-814-48
10. condición de Venta:



DANIEL E. CARRIZO



MARIA LUISA BELTRAMINO  
FARMACEUTICA  
MAT. 1832-6





6735



Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

## **INSTRUCCIONES DE USO**

1. FOSHAN SUNTEM MEDICAL APPARATUS CO. Ltd. – 1 Flat, Nº 7, C District, Technology and Industry Garden, Sanshui Centre, 528137 Foshan City, Guangdong Province, CHINA
2. Importado por DANIEL CARRIZO. LAVALLEJA 1170 - COFICO (5000) CÓRDOBA.
3. UNIDADES DENTALES – MARCA: FOSHAN SUNTEM – Modelos: ST-Ryan, ST-Anna, ST-D309, ST-D307, ST-D303, ST-D302, ST-D580, ST-D570, ST-D560, ST-D540, ST-D530 y ST-D520
4. Director técnico: Maria Luisa Beltramino – farmacéutica – MP 1832
5. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-814-48
6. condición de Venta:

## **INSTALACIÓN DEL EQUIPO.**

### 1. Pre instalación:

- (1) Asegúrese donde la unidad es instalada según la disposición y la iluminación de la clínica y la conveniencia para el empleo. Ante todo, la unidad será colocada en una buena condición de limpieza, sequedad, aireación y sombra. El piso donde será apoyada la silla deberá ser estable y liso. De no ser así el equipo se moverá y puede perder el equilibrio.
- (2) Antes de la instalación se deberán tomar los siguientes recaudos:
  - A. Los tubos de agua y tubos de aire deberían ser tubos de 22mm el diámetro externo y unido por codos.
  - B. El diámetro externo del tubo de desagüe debe ser de 48mm.



DANIEL E. CARRIZO





MARIA LUISA BELTRAMINO  
FARMACEUTICA  
MAT. 1832-6



6735



Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882




## 2. Instalación:

- (1) Abra el embalaje, enchufe el cable de electricidad, encienda el sillón y suba el mismo hasta la posición más alta, y luego recline el respaldo hasta el final. Corte la electricidad y quite la cubierta inferior.

**ATENCIÓN:** hay cables de control unidos con la cubierta inferior. Por favor quítelos con cuidado.

- (2) Ubique en embalaje del equipo en el sentido correcto y trátelo con mucho cuidado. No verter el embalaje hacia los laterales.
- (3) Una vez desembalado desatornille el sillón desde la parte inferior y retire el mismo.
- (4) Conecte el agua y aire al compresor dental y sujete bien las mangueras con bridas.

Utilice sellador de contacto para que las mangueras se sujeten correctamente en la unidad dental.

  
**DANIEL E. CARRIZO**

  
**MARIA LUISA BELTRAMO**  
FARMACEUTICA  
MAT. 1832-6





6735




Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

---

- (5) Abra el embalaje de la lámpara dental y conéctelo a los cables que vienen de la base del sillón y luego inserte el brazo del foco al encastre del sillón. Preste atención de no dañar los cables del foco cuando haga el encastre final.
- (6) Encienda el equipo y presione el botón de subida del sillón hasta que llegue al tope. Luego apriete el botón de los movimientos del respaldo hasta bajarlo por completo y desconecte la electricidad del mismo. Abra la caja de los tapizados y colóquele los tornillos M6 hexagonales para fijarlos.
- (7) Conecte los cables del pedal multifunción y enchufe los periféricos al equipo.
- (8) Coloque la jeringa triple y aumente o disminuya la presión según el gusto del Odontólogo. Lo mismo deberá hacer con la turbina dental y contra ángulo.

### 3. Los Ajustes

- (1) Abra el paso de agua general para comprobar si hay alguna fuga de agua por las uniones de las mangueras.
- (2) Abra el paso de aire al equipo y compruebe que no haya perdidas de aire los las uniones o la conexión al equipo. Luego mida la presión de aire que debe ser entre 0.5—0.8Mpa.
- (3) Observe el normal funcionamiento de las piezas de mano y el cavitador piezoeléctrico. La presión estimada para la mayoría de las turbinas dentales es de 0.22Mpa, mientras que para el contra ángulo la presión es de 0.3Mpa. Observe el indicador de presión al costado de la platina.

  
**DANIEL E. CARRIZO**

  
**MARIA LUISA BELTRAMO**  
FARMACEUTICA  
MAT. 1832-6





6735




Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

(4) Llene un vaso de agua y absórbalo con el eyector. El tiempo estimado para absorber 200ml de agua es de 30 segundos.

El proceso para checkear el eyector de alta potencia es el mismo que para el eyector común.

#### INSTRUCCIONES DE USO DESDE EL PANEL DIGITAL

Este equipo dental tiene un microprocesador  
Que comanda 14 funciones





#### 1. 3 programas de trabajo

El equipo tiene memorias programables para que el Doctor pueda elegir 3 posiciones de trabajo ideales a su gusto. En cada posición de trabajo se regula la subida y bajada del sillón como también la regulación del respaldo.

- 2. Igual a la anterior función
- 3. Igual a la anterior función.
- 4. Botón de llena vaso:

En esta función, si el paciente desea escupir, el doctor solo tiene que apretar este botón y se le llenara el vaso para que el paciente se enjuague la boca y el barrido de bacha se accionara. También el respaldo se pone en posición 0 para que el mismo se

  
DANIEL E. CARRIZO

  
MARIA LUISA BELTRAMING  
FARMACEUTICA  
MAT. 1832-6



Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

ubique a la altura de la salivadera fácilmente. Una vez terminado este proceso el doctor presiona la posición grabada y el respaldo vuelve a la misma ubicación.

5. Botón que enciende el negatoscopio.
6. Botón de subida del sillón.
7. Botón Encendido y apagado del sillón:
8. Botón de subida del respaldo.
9. Botón de bajada del respaldo.
10. Botón de bajada del sillón:
11. Botón de programación general.


Con este botón podrá programar varias funciones del equipo.

- 1) tiempo de barrido de bacha automático.
- 2) Cantidad de agua del llena vaso
- 3) Intensidad de luz deseada por el doctor.

12. Botón para guardar las memorias de posiciones deseadas.

14. Llena vaso manual.

15. Barrido de bacha manual



#### INSTRUCCIONES DE USO DEL PEDAL MULTIFUNCIÓN

1. Comando de subida del sillón.
2. Comando de bajada del sillón.

  
**DANIEL E. CARZO**

  
**MARIA LUISA BELTRAMO**  
FARMACEUTICA  
MAT. 1832-6



6735



Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

3. Comando de bajada del respaldo.
4. Comando de subida del respaldo.
5. función para escupir.
6. Llena vaso.
7. Pedal para funcionamiento de turbina
8. Botón para aumentar o bajar la presión de agua en la turbina.
9. Presionando este botón, una vez terminado con el paciente, el equipo hará un lavado completo de de bacha, descargara las mangueras de aguar y enviara agua nueva a todo el sistema.

### MANUTENCIÓN

En la manutención diaria, debería mantener el equipo limpio y una vez terminado el día de trabajo dejarlo sin agua en sus tuberías.

Lubricar el equipo en sus partes móviles cada 7 días con aceite en spray.

1. 1 vez cada seis meses se recomienda cambiar el filtro de agua del equipo para que no se tapen las turbinas, contra ángulo, jeringa triple ni los conductos que se dirigen hacia la salivadera y llena vaso.
2. El foco dental puede ser limpiado con un trapo suave y nunca fregar con cepillo. La parte trasera deberá ser limpiada solo con presión de aire que puede ser la del mismo compresor que utiliza el equipo.
3. En el proceso del eyector existen filtros para los desechos que pueda absorber no ingresen en el sistema del equipo. A estos filtros hay que limpiarlos semanalmente y cambiarlos todos los años.

  
DANIEL E. CARRIZO

  
MARIA LUISA BELTRAMINO  
FARMACEUTICA  
MAT. 1832-6




Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

4. Los tapizados pueden ser limpiados con alcohol diluido con agua( 70% alcohol medico y 30% agua) y fregando con un trapo suavemente.
5. Los movimientos continuos que se le realicen al equipo no pueden superar el tiempo máximo de 1 minuto.

**Precauciones, restricciones, advertencias, almacenamiento y caducidad.**

- 1- Lea e interprete correctamente las instrucciones.
- 2- Seguir todas las advertencias e instrucciones que se encuentran en este manual.
- 3- Desconectar la alimentación eléctrica del equipo antes de limpiarlo. No usar limpiado-res en aerosol. Utilizar un paño limpio y seco.
- 4- Usar el voltaje correcto según se detalla en la unidad. De no estar seguro del voltaje disponible en el consultorio, consultar al pro-veedor de energía local.
- 5- No colocar objetos sobre el cable de alimentación eléctrica. Instalar la unidad donde nadie pueda tropezarse con este cable.
- 6- No sobrecargar el enchufe ni el prolongador porque puede causar riesgos de incendio o cortocircuitos.
- 7- A fin de minimizar riesgos de corto circuitos o descargas eléctricas al usuario, no desarmar el equipo. Para efectuar tareas de reparación o mantenimiento en la unidad, consultar a personal calificado.
- 8- Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas capacitadas.
- 9- Es muy importante que el consultorio tenga instalado los siguientes elementos:
  - a-Disyuntor general.
  - b- Llave térmica acorde al consumo.
  - c-Cable a tierra con los tomacorrientes debidamente conectados.
- 10-El equipo debe estar en un lugar libre de polvo, humedad y alta temperatura.



DANIEL E. CARZO



MARIA LUISA BELTRAMINU  
FARMACEUTICA  
MAT. 1832-G



6735



Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

---

11- El equipo no debe estar expuesto a la luz solar directa.

**ATENCIÓN:** Al retirarse del consultorio, se deberá apagar el interruptor del equipo. Consulte las instrucciones de uso de los distintos comandos en todos los capítulos de este manual. A fin de minimizar los riesgos de incendio, electrocución, lesiones personales y daños materiales, utilice el equipo siguiendo en todo momento las medidas básicas de seguridad que se detallan a continuación.

12- No dañar el cable de alimentación eléctrica ni toque el enchufe con las manos mojadas.

13- El enchufe es de CLASE 1, equipado con una ficha de 3 espigas planas con toma a tierra.


14- Si se presentaran interferencias con otros equipos electromagnéticos, colóquelos fuera de un radio mínimo de tres metros con respecto a la unidad.

15- El equipo debe ser alimentado desde el compresor utilizando valores de presión dentro del intervalo 80psi (5.5 BAR) - 100 psi (6.8 BAR). Los equipos provistos de fábrica, están regulados

16- Si experimenta inconvenientes no detallados en este manual, comuníquese con el Departamento de ATENCIÓN AL CLIENTE, llamando al teléfono 0351-471-9235, o bien comuníquese con nosotros a través de nuestra página [www.dcimportacion.com.ar](http://www.dcimportacion.com.ar)

### **Limpiado y desinfección**

Desenchufar antes de efectuar el mantenimiento.



**DANIEL S. CARRIZO**



**MARIA LUISA BELTRAMINU**  
FARMACEUTICA  
MAT. 1932-S



6735



Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

Se recomienda limpiar la superficie de la unidad con un limpiador domestico y desinfectarlo con alcohol (dos veces al mes).

Las puntas de la jeringa triple se esterilizan por autoclave

Los tubos del eyector de saliva y los tubos de eyector de succión deberían desinfectarse.

Mantener la salivadera limpia

Mantenimiento del filtro:

- Limpiar el filtro de aire cada tres meses. Secar el agua remanente cada quince días. Destornillar el tornillo de fijación, el agua fluirá y luego atornillarlo.
- Limpiar el filtro de agua cada tres meses. Después de destornillar el tornillo de fijación, sacar el filtro y limpiarlo.
- Asegurarse de que el sistema de succión funcione bien, limpiar el sistema de succión y el filtro (una vez al mes). Método: abrir la puerta y sacar la pantalla del filtro y remover el filtro.
- Limpiar la botella que se encuentra debajo de la bandeja de instrumental. Desenroscar la botella, limpiarla con detergente y secar la esponja. Instalar la botella en dirección negativa.
- Foco: limpiar el foco con algodón absorbente. No empapar el algodón en alcohol.
- No hacer funcionar el sillón dental muy frecuentemente. El funcionamiento frecuente dañara la vida útil de los motores.
- El chequeo completo de la unidad dental montada-sillón, incluyendo el chequeo de seguridad debería ser llevado a cabo por personal calificado una vez cada 6 a 12 meses, y cada vez que la unidad dental es reparada.
- Inspeccionar las etiquetas de seguridad correspondientes por posibles ilegibilidades.

  
DANIEL CARRIZO

  
MARIA LUISA BELTRAMINO  
FARMACEUTICA  
N.º 2332-S



6735



Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

---

- Verificar que el dispositivo funciona adecuadamente según lo descrito en las instrucciones de uso.



DANIEL E. CARRIZO



MARIA LUISA BELTRAMI  
FARMACEUTICA  
N.º 1832-S





Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES.

Problemas	Posibles causales del problema	Soluciones
Foco dental.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El bulbo está quemado</li> <li>2. La lámpara no esta haciendo buen contacto.</li> <li>3. El conector pierde contacto.</li> <li>4. El fusible del Segundo nivel se encuentra quemado.</li> <li>5. Los cables del foco se encuentran cortados.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reemplace el bulbo por el mismo modelo.</li> <li>2. Revíselo e inserte nuevamente.</li> <li>3. Reemplace el fusible por el mismo modelo.</li> <li>4. Cambie las líneas de cables.</li> </ol>
Barrido de bacha no corta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La válvula solenoide no corta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. reemplace la válvula solenoide.</li> </ol>
No hay agua el lleva vaso.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El tubo de salida del agua esta torcido.</li> <li>2. El ciclo de la válvula solenoide esta quemado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponga un nuevo tubo.</li> <li>2. Reemplace la válvula solenoide.</li> </ol>
La temperatura del agua es muy alta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El relay de la temperatura del agua esta fuera de servicio.</li> <li>2. La temperatura del termostato esta alta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. cambie el relay del indicador de temperatura.</li> <li>2. Ajuste la temperatura del agua.</li> </ol>
El barrido de bacha esta trabado	Un desecho atasco la salida del agua.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambie la punta de salida del agua.</li> </ol>
El eyector no succiona	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Un objeto atasco el eyector.</li> <li>2. Un objeto atasco el filtro</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie el eyector y remueva el objeto.</li> <li>2. Saque y limpie el filtro.</li> </ol>

ATENCIÓN.


1. Para hacer los movimientos del sillón, mire con atención que no haya otro objeto interfiriendo con la función.
2. Remueva toda clase de desecho del eyector antes que se tape la cañería.
3. Ante de instalar la turbina, revise que la presión del aire sea la correcta para turbina que utiliza.

**DANIEL E. CARRIZO**

**MARIA LUISA BELTRAMINO**  
FARMACEUTICA  
MAT. 1832-6




673



Lavalleja 1170 Córdoba, Argentina E-mail: [dcimport@arnet.com.ar](mailto:dcimport@arnet.com.ar)  
Tel/Fax: 0351-4719235- 4722882

4. Los filtros de agua deben ser reemplazados a tiempo y forma por los originales.
5. Cuando termina de trabajar en el equipo debe ponerlo en la posición 0 y apagarlo desde el interruptor.
6. La electricidad debe ser cortada absolutamente después de dejar de usar el equipo.
7. Cuando la posición de apoyacabeza es puesto en la posición deseada, debe poner la traba de seguridad en el mismo.
8. Mientras realice trabajos de mantenimiento, el sillón debe estar desenchufado de la red eléctrica. .

  
DANIEL S. CARRIZO

  
MARÍA LUISA BELTRAMI  
FARMACEUTICA  
MAT. 1832

