



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 2917

BUENOS AIRES, 25 ABR 2011

VISTO el Expediente N° 1-47-14784/10-9 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Unifarma S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

2917

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

**EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:**

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca Prismaflex, nombre descriptivo Hemodializador/filtro – Set para terapia de reemplazo renal continuo y nombre técnico Filtro, para Sangre, de acuerdo a lo solicitado por Unifarma S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 6 y 7 a 19 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-954-84, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **2917**

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-14784/10-9

DISPOSICIÓN Nº

2917

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº**2917**.....

Nombre descriptivo: Hemodializador/Filtro - Set para terapia de reemplazo renal continuo.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 11-713- Filtros, para Sangre.

Marca del producto médico: Prismaflex.

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: El Set Prismaflex está destinado a utilizarse exclusivamente con el monitor Prismaflex en las terapias continuas de asistencia renal y del balance hídrico de los líquidos. El sistema está indicado para los pacientes con insuficiencia renal aguda, hiperhidratación o ambas.

Modelo(s): ST 60 Set, ST100 Set, ST150 Set.

Período de vida útil: 24 meses.

Condición de expendio: Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del fabricante: Gambro Industries

Lugar/es de elaboración: 7 Avenue Lionel Terray, BP 126 - 69883, Meyzieu Cedex, Francia.

Expediente Nº 1-47-14784/10-9

DISPOSICIÓN Nº

2917

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.




*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

.....**2917**.....


**Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.**



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III
CERTIFICADO

Expediente N°: 1-47-14784/10-9

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición N°**2917**....., y de acuerdo a lo solicitado por Unifarma S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Hemodializador/Filtro - Set para terapia de reemplazo renal continuo.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 11-713- Filtros, para Sangre.

Marca del producto médico: Prismaflex.

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: El Set Prismaflex está destinado a utilizarse exclusivamente con el monitor Prismaflex en las terapias continuas de asistencia renal y del balance hídrico de los líquidos. El sistema está indicado para los pacientes con insuficiencia renal aguda, hiperhidratación o ambas.

Modelo(s): ST 60 Set, ST100 Set, ST150 Set.

Período de vida útil: 24 meses.

Condición de expendio: Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del fabricante: Gambro Industries


Lugar/es de elaboración: 7 Avenue Lionel Terray, BP 126 - 69883, Meyzieu Cedex, Francia.

Se extiende a Unifarma S.A. el Certificado PM-954-84, en la Ciudad de Buenos Aires, a **25. ABR. 2011**....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN N°

2917

Dr. OTTO A. DRINGHER
SUBINTERVENTOR
A.N.M.A.T.



ANEXO III B

Modelo de Rótulos:

1. Fabricado por:
 Gambro Industries
 7 Avenue Lionel Terray – BP126
 69883 Meyzieu Cedex
 Francia

Importado por:
 UniFarma S.A
 Céspedes 3857 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 C1427EAG Buenos Aires
 Argentina

2. Prismaflex ST60 Set / ST100 Set / ST150 Set
 Hemodializador/Filtro - Set para terapia de reemplazo renal continuo
 Contiene: 4 (cuatro) Set para terapia de reemplazo renal continuo. 1 (un)
 manual de instrucciones de uso.

3. Producto Estéril.

4. Lote N° :

5. Fecha de Vencimiento:

Vida Útil de los productos: 24 meses luego de esterilizado siempre y cuando se mantengan las condiciones de almacenamiento apropiadas y la integridad del envase.

6. Producto Médico de un solo uso. No volver a esterilizar.

7. **Manéjese con cuidado.** Almacenar en un lugar seco en su embalaje original entre 0-30°C.

8. Asegúrese de mantener la esterilidad del producto hasta su uso. Ver el manual de instrucciones para la utilización del mismo.

9. Advertencia. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.


10. **STERILE FO** Esterilizado por Oxido de Etileno.

11. Director Técnico: Farm Martin Villanueva

12. "Autorizado por la ANMAT - PM: 954-84"

13. Condición de venta: "Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias"


 UNIFARMA S.A.
 FERNANDO DI LAUDADIO
 APODERADO



2917



Modelo de Instrucciones de Uso:

1. Fabricado por:
Fabricado por:
Gambro Industries
7 Avenue Lionel Terray – BP126
69883 Meyzieu Cedex
Francia

Importado por:
UniFarma S.A
Céspedes 3857 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
C1427EAG Buenos Aires
Argentina

Prismaflex ST60 Set / ST100 Set / ST150 Set
Hemodializador/Filtro - Set para terapia de reemplazo renal continuo.
Contiene: 4 (cuatro) Set para terapia de reemplazo renal continuo. 1 (un) manual de instrucciones de uso.

Producto Estéril.

 Producto Medico de un solo uso. No volver a esterilizar.

Manéjese con cuidado. Almacenar en un lugar seco en su embalaje original entre 0-30°C.

Asegúrese de mantener la esterilidad del producto hasta su uso. Ver el manual de instrucciones para la utilización del mismo.

 Advertencia. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.

 Esterilizado por Oxido de Etileno.


Director Técnico: Farm Martin Villanueva




“Aprobado por la ANMAT - PM: 954-84”

Condición de venta: “Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias”

2-16. DEFINICION DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO


UNIFARMA S.A
FERNANDO DI LAUDADIO
APODERADO



- LOT** Numero de lote de fabricación
- STERILE EO** Esterilizado con óxido de etileno (EtO); seguido de la fecha de esterilización
-  Fecha de caducidad del producto
-  Un solo uso
-  Leer las instrucciones antes de la utilización.

DEFINICION DE LAS EXPRESIONES UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO

"Advertencia" se utiliza para avisar al operador que no debe efectuar determinada acción que, si se realiza, podría causar un riesgo potencial y provocar una reacción adversa, lesiones o fallecimiento del paciente.

"Atención" se utiliza para avisar al operador que debe efectuar determinada acción para proteger al paciente de un riesgo potencial que de no ser tomado en cuenta, podría tener un efecto adverso sobre el mismo o sobre el producto.

"Nota" se utiliza para recordar al operador de las funciones normales del tratamiento y de las acciones convenientes en cada situación concreta

SCUF: Ultrafiltración continua lenta

CWH: Hemofiltración venovenosa continua

CWHD: Hemodiálisis venovenosa continua

CWHDF: Hemodiafiltración venovenosa continua


Predilución: Infunde el líquido de sustitución en el flujo de sangre prefiltro


Post dilución: Infunde el líquido de sustitución en el flujo de sangre postfiltro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- El Set PRISMAFLEX ST60 / ST100 / ST150 es un circuito extracorpóreo desechable de un solo uso, para utilizar con la unidad de control PRISMAFLEX.
- El Set PRISMAFLEX ST60 / ST100 / ST150 consiste en un hemofiltro/dializador* de fibra hueca AN69 ST y sus líneas.
- Este filtro esta conectado a la línea de entrada de sangre (banda de color rojo), a una línea de retorno de sangre (banda de color azul), a una línea de entrada del dializado (banda de color verde) y a una línea de salida de efluente (banda de color amarillo).
- Las otras líneas incluidas en el set:
 - una línea para la solución de reinyección (banda de color violeta)
 - una línea de la pre-bomba de sangre (banda de color blanco)
 - una línea para anticoagulante (jeringa)
- La configuración del Set PRISMAFLEX permite los siguientes usos, según la configuración de los clamps automáticos:
 - circuito violeta: reemplazo en pre-dilución o en post-dilución (CVVH y CVWHDF)


UNIFARMA S.A.
FERNANDO DI LAUDADIO
 APODERADO





- circuito verde:

* dializado en CVVHD y CVVHDF,

* reinyección en post-dilución en CVVH.

• La línea de la pre-bomba de sangre permite la adición de solución de infusión cerca del final de la línea de entrada del paciente y antes de la bomba de sangre.

Esto puede utilizarse como una infusión en pre-dilución adicional al circuito de sustitución.

• El equipo PRISMAFLEX se suministra con una cámara de desaireación específica de volumen reducido en la cual la sangre no parece mezclarse con el líquido de sustitución la mayor parte del tiempo; éste es el funcionamiento normal del dispositivo.

• Incluye también una bolsa de 5 litros que debe ir conectada al extremo de la línea de retorno de sangre y que se utiliza para colectar al inicio la solución de cebado, durante la fase de cebado. Durante el tratamiento, esta bolsa sirve para colectar el ultrafiltrado y/o el dializado utilizado (conexión en la línea de líquido efluente). Se pueden hacer pedidos por separado de otras bolsas estériles de 5 y 9 litros y de perforadores estériles y no pirógenos.

• Los conectores de todas las líneas se ajustan a las previsiones de las normas internacionales 594/1 y 2 ISO, sobre adaptadores cónicos.

• Las vías de líquido del Set PRISMAFLEX se garantizan estériles y apirógenas.

• El Set PRISMAFLEX se esteriliza con óxido de etileno (EtO). Se somete a una desaireación apropiada para que los residuos de EtO no sobrepasen los límites establecidos en la ISO 10993-7 norma.

• Fecha de caducidad: ver etiqueta de cada unidad.

- En este documento, "filtro" se utiliza para señalar el Hemofiltro/dializador.

INDICACIONES

El Set PRISMAFLEX está destinado a utilizarse exclusivamente con el Monitor PRISMAFLEX en las terapias continuas de asistencia renal y del balance hídrico de los líquidos. El sistema está indicado para los pacientes con insuficiencia renal aguda, hiperhidratación o ambas.

Este Set tiene por objeto ser usado en las siguientes terapias venovenosas: SCUF; CVVH; CVVHD; CVVHDF.


Todos los tratamientos administrados mediante el Set PRISMAFLEX deben ser prescritos por un médico. El médico debe valorar cuidadosamente la talla, el peso, el estado urémico y cardíaco, así como el estado físico general del paciente, antes de iniciar el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES

No existe ninguna contraindicación conocida a las terapias continuas de asistencia renal.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


UNIFARMA S.A.
FERNANDO DI LAUDADIO
 APODERADO



Nota: En el Manual del Operador de la Unidad de Control PRISMAFLEX se incluyen advertencias y llamadas de atención adicionales del sistema PRISMAFLEX.

Atención


Se recomienda prestar particular atención con respecto al volumen de sangre extracorpóreo. (Vea Características Generales)


Los Sets PRISMAFLEX ST60 deben utilizarse solamente en pacientes con un peso superior a 11kg. Para consultar cualquier otra restricción relativa al peso, consulte el manual del usuario de PRISMAFLEX.

Los Sets PRISMAFLEX ST100 e PRISMAFLEX ST150 debe utilizarse solamente en pacientes con un peso superior a 30 Kg.

1. Lea cuidadosamente estas Instrucciones para el uso y el Manual del Operador de la Unidad de Control PRISMAFLEX antes de utilizar este producto.
2. Guarde el Set PRISMAFLEX en un lugar seco, a temperatura entre 0°-30° C.
3. Algunos disolventes u otras sustancias químicas en contacto con el filtro pueden dañar el Set. No se deben emplear sustancias de este tipo sin permiso del fabricante. Se encuentran especialmente prohibidas las siguientes:
 - a) disolventes aromáticos halogenados y disolventes alifáticos;
 - b) disolventes cetónicos.
4. Para impedir que se contamine, el Set PRISMAFLEX debe utilizarse tan pronto como se lo retire de su embalaje y se quiten los tapones de esterilidad.
5. No utilice el Set si su embalaje está dañado, si faltan o están sueltos los tapones de esterilización, o si las líneas del Set están retorcidas.
6. No intente sacar el filtro del soporte del cartucho.
7. Destruya el Set después de uso, aplicando técnicas asépticas para equipos potencialmente contaminados. No lo reesterilice.
8. Aplique técnicas asépticas para manipular todas las líneas de sangre y líquidos en el Set.
- 9a. Utilice únicamente líquido de diálisis y soluciones de reinyección prescritas con el sistema PRISMAFLEX. Estas soluciones deben tener una densidad similar a la de las soluciones salinas (próxima a 1), con el fin de evitar errores en los volúmenes utilizados para el intercambio de líquidos.
- 9b. En los modos CVVHD y CVVHDF, se recomienda utilizar únicamente un líquido de diálisis en bolsa estéril.
- 9c. En las modalidades CVVH y CVVHDF, si se utiliza otro tipo de solución de reinyección comercializada, debe constar en la etiqueta que está destinada a ser inyectada por vía intravenosa.
10. Conecte el Set PRISMAFLEX a un paciente mediante dispositivos de acceso sangre y retorno venoso. El dispositivo de acceso sangre que se recomienda es un catéter venoso de doble luz; sin embargo, también pueden utilizarse dos catéteres de una sola luz. Como puntos de acceso para las terapias con el sistema PRISMAFLEX pueden escogerse la vena subclavia, yugular o femoral.


UNIFARMA S.A.
FERNANDO DI LAUDADIO
APUDERADO





11. Durante el cebado y el funcionamiento, preste atención a la posibilidad de fugas en las distintas juntas y conexiones del Set, especialmente las bolsas colectoras y los orificios para el líquido de diálisis y el filtrado. Las fugas pueden provocar pérdida de sangre y embolia gaseosa. Si no puede detenerse la fuga ajustando las conexiones, sustituya el Set.

12. Antes de conectar la línea de retorno al paciente, verifique la ausencia de aire entre el segmento de línea insertado en el detector de aire y el extremo del paciente de la línea de retorno.

Si hay aire en esta parte de la línea de retorno, conecte al paciente la línea de entrada e inicie el bombeo de sangre mientras deja la línea de retorno conectada a la bolsa colectoras. Extraiga el aire que haya quedado en la parte final de la línea de retorno y después pare el bombeo. Desconecte la línea de retorno de la bolsa de suero fisiológico y conéctela al paciente.

Si es excesiva la cantidad de aire en el circuito sangre, vuelva a cebar el circuito por completo antes de conectarlo al paciente.

13. Una vez completo el cebado, no retire las tomas de presión de las correspondientes cápsulas de los sensores. Si se retiran las tomas, habrá que cambiar el Set o será necesario efectuar el procedimiento de recolocación del diafragma (consulte el Manual del Operador de la Unidad de Control PRISMAFLEX).

14. Si el Set PRISMAFLEX no se conecta al paciente inmediatamente después de finalizar el cebado, vuelva a cebar el Set haciendo circular no menos de 1000ml de solución de cebado (suero fisiológico o solución alcalina (pH ≥ 7,3) con heparina añadida) antes de conectarlo a un paciente. Esto requiere utilizar una nueva bolsa de solución de cebado.

15a. Utilice una aguja de 21 G o más pequeña para obtener muestras de sangre/ líquidos o eliminar el aire atrapado en el Set PRISMAFLEX. El empleo de agujas más grandes puede producir agujeros en el lugar de la muestra, lo que daría como resultado pérdidas de sangre o embolia gaseosa.

15b. La aguja de plástico MEDIC M8 - 5005 (MediSystem) es compatible con las tomas de muestra del set PRISMAFLEX.


16. Si el Set se desconecta del catéter del paciente, puede que este hecho pase inadvertido para la unidad de control PRISMAFLEX. Observe cuidadosamente el Set y toda la operación mientras el sistema PRISMAFLEX se utiliza en el tratamiento de un paciente.

17. Debido a la naturaleza del uso del Set PRISMAFLEX (baja velocidad del flujo de sangre, tratamientos durante períodos prolongados y otros factores especiales), se agrava notablemente la posibilidad de coagulación del circuito sangre. Preste muchísima atención a los eventuales riesgos médicos asociados a la formación de coágulos en el circuito sangre y cumpla con las especificaciones de flujos de sangre mínimos para cada filtro (consulte la tabla sobre "Características de Funcionamiento del Filtro").

18. Una vez completado el cebado del circuito de la sangre, este todavía contendrá solución salina heparinizada. El médico decidirá si procede un cebado adicional (usando 500ml de solución salina sin heparina), dependiendo del riesgo de sangrado del paciente.

19. Las especificaciones de rendimiento de los filtros requieren mantener una determinada velocidad mínima de flujo de sangre, diferente para cada filtro, a fin de evitar el peligro de coagulación. (Consulte el apartado sobre "Características de Funcionamiento del Filtro").

UNIFARMA S.A.
FERNANDO DI LAUDADIO
APODERADO



2917

20. Durante el uso, someta a una estrecha monitorización los parámetros de coagulación del paciente, especialmente cuando se aumenta la cantidad de anticoagulante administrado o después de cambiar la jeringa del anticoagulante.

21. Para asegurar un control adecuado de flujo de anticoagulante, utilice únicamente las siguientes jeringas: Terumo (30ml), 3S (Bertoni) (30ml), BD 30 Plastipack (30ml), RR Prontosiringa (30ml), Ico Gamma Plus (30ml), Dispomed (30ml), Ico Gamma Plus (20ml), Ico Steril (20ml), BD 20 Plastipack (20ml), Terumo 20 (20ml), RR 20 (20ml), Monoject 20 (20 ml), BD 10 (10ml), Terumo 10 (10ml), Fresenius Luer lock (30, 20 y 10 cc). El uso de otro tipo de jeringas puede poner en peligro la seguridad del paciente. En concreto, en ausencia de conexión Luerlock en la jeringa, no se podrá garantizar la correcta unión entre ésta y la línea de heparina.

22. Cuando no se esté utilizando el circuito de infusión de la pre bomba de sangre, se recomienda pinzar con un clamp este circuito cerca de su conexión a la línea de entrada; esto prevendrá la sedimentación de sangre en la línea de infusión.

23. Siempre que se disponga a retornar al paciente la sangre del Set, fijese que el circuito no presente signos de formación de coágulos. Si sospecha que existen coágulos, no retorne la sangre al paciente.

24. En la modalidad de recirculación, el Set debe remplazarse si se sobrepasa el tiempo máximo de recirculación. Si desea más información, consulte el Manual de Uso del sistema PRISMAFLEX.

Si se comprueba un retorno deficiente de la sangre, hay que sustituir el Set. En todas las situaciones, es imprescindible volver a cebar el Set con suero fisiológico fresco antes de conectarlo al paciente.

25. El Set PRISMAFLEX cuenta con una cámara de desgasificación con un diseño particular, que permite atrapar el aire antes de que la sangre retorne al paciente.

26. El Set PRISMAFLEX no está concebido para permitir la conexión de un calentador a la línea de solución de sustitución. Un calentador genera burbujas de aire que se acumulan en la cámara de desgasificación de retorno. Por lo tanto, se recomienda no utilizar un calentador en la línea de solución de sustitución.

27. El Set PRISMAFLEX no está concebido para permitir la conexión de un calentador a la línea del dializado. Un calentador genera burbujas de aire que se acumulan en el compartimento del filtrado/dializado del filtro y disminuye la capacidad de difusión del aparato. Por lo tanto, se recomienda no utilizar un calentador en la línea del dializado.


Por lo general, la introducción de aire en el circuito de dializado debe mantenerse al mínimo durante la duración del tratamiento, especialmente al remplazar las bolsas del líquido de diálisis.

28. La hipotermia debe controlarse en todos los tratamientos de terapia de remplazo renal continua. Debe prestarse una atención especial al incrementar los volúmenes de intercambio por encima de 2 l/h. Podría ser necesario calentar al paciente a causa de una hipotermia.

29. La línea de retorno de sangre (banda de color azul) cuenta con una conexión Luerlock cerca de la cámara de desgasificación.

Este conector permite unir una línea de extensión a un calentador de sangre.

UNIFARMA S.A.
FERNANDO DE LAUDADIO
APROBADO



Consulte las Instrucciones de Uso específicas y siga estrictamente las instrucciones detalladas sobre el montaje de esta línea. No utilice esta conexión con ningún otro fin.

30. No una ni conecte la línea de extensión de un calentador de sangre a la línea de retorno de sangre, una vez pasado el detector de aire. El sistema PRISMAFLEX no puede detectar aire introducido en la línea una vez pasado el detector de aire.

Advertencias

1. El empleo de procedimientos de funcionamiento diferentes de aquellos publicados por el fabricante o la utilización de dispositivos accesorios no recomendados por éste pueden resultar lesivos e incluso mortales para el paciente.
2. Utilice sólo Sets PRISMAFLEX con la unidad de control PRISMAFLEX. El uso de Sets que no son PRISMAFLEX puede resultar lesivo e incluso mortal para el paciente.
3. En el caso de que sobrevengan reacciones alérgicas agudas (síndrome de primer uso) en pacientes a los que se administra un tratamiento mediante el Set PRISMAFLEX, detenga de inmediato el tratamiento y efectúe las intervenciones apropiadas. Preste atención especial a los pacientes sometidos a terapia con inhibidores de ECA y/o a quienes hayan experimentado antes reacciones alérgicas similares. (Consulte el apartado sobre "Hipersensibilidad".)
4. Una vez que se inicie el cebado, no permita que penetre aire en el compartimento de sangre del filtro. Si entra una gran cantidad de aire, se debe sustituir el Set.
5. Como los fármacos pueden pasar a través de la membrana del filtro, debe ajustarse la dosificación de fármacos asociados a tratamientos para pacientes sometidos a depuración extrarrenal continua.
6. Para asegurarse del buen funcionamiento del filtro, se recomienda cambiar el equipo tras haber sido utilizado 24 horas. Así mismo, el equipo tiene que cambiarse obligatoriamente cuando se den una o las dos condiciones siguientes: a los tres días (72 horas) y/o cuando se alcance el máximo de volumen de sangre tratado (780 l). El uso del equipo una vez alcanzados estos límites (72 horas ó 780 l) puede causar la rotura de segmentos de la bomba, lo que conlleva riesgos para la salud del paciente e incluso puede poner su vida en peligro.

ESPECIFICACIONES

Ver tabla al final de este documento.

MATERIALES DEL FILTRO

Fibra hueca AN69 ST: Copolimero de acrilonitrilo y de metalil sulfonato de sodio + Polietileno Imine (Agente de tratamiento de superficie)
 Cartucho y tapones: Policarbonato
 Cola: Poliuretano
 Material de las líneas: PVC cloruro de polivinilo plastificado)
 Placa del casete: PETG

UNIFARMA S.A.

FERNANDO DI LAURADIO
 APODERADO

Nota: Bajo demanda, GAMBRO Industries puede facilitar información sobre:

- Los métodos de ensayo utilizados para obtener las características de las prestaciones
- El número y el tamaño de las partículas obtenidas en el extracto del hemodializador preparado según las recomendaciones para uso clínico
- El tipo y cantidad de residuos producidos en el proceso de esterilización.

INSTRUCCIONES DE USO

Nota: Utilice el Set siguiendo las detalladas instrucciones que van apareciendo en la pantalla de la unidad de control PRISMAFLEX. En el Manual del Operador de la Unidad de Control PRISMAFLEX se incluye información adicional.

Nota: Una PTM > 40 kPa (300 mmHg) no permite conseguir una ultrafiltración más alta.

Lleve a cabo los procedimientos descritos a continuación cuando aparezcan las instrucciones correspondientes en la pantalla de la unidad de control PRISMAFLEX.

Cargar el Set

1. Retire el Set del embalaje. Manteniendo el filtro en posición vertical (de modo que pueda leerse su etiqueta), coloque cuidadosamente el Set en el correspondiente soporte. (en el centro del panel frontal).
2. Conecte las tres tomas de presión a cada uno de los captore de presión correspondiente. Introduzca la línea de efluente en el detector de fugas sanguíneas y coloque el anillo negro en su guía.
3. Colgar temporalmente la línea en Y de entrada/efluente al gancho de cebado.
4. Coloque la cámara de desgasificación en su soporte; conecte la línea de la cámara al puerto del monitor de presión de retorno.
5. Introduzca la línea de retorno en el detector de aire y en el clamp de la línea de retorno.
6. Conectar la línea de retorno a la bolsa de efluente.
7. Abra la balanza del efluente y cuelgue la bolsa colectora/efluente. Vuelva a cerrar la balanza.

Preparación y conexión de las soluciones

1. Colgar la bolsa de solución de cebado (solución salina o alcalina (pH \geq 7.3) con 5000 UI/l de heparina no fraccionada) (correctamente homogeneizada) en el gancho de cebado (gancho de la esquina izquierda, arriba en el panel frontal).

Conecte la línea en Y de entrada (roja) /efluente (amarilla) a la bolsa de solución de cebado.

2. Si fuera necesario, conecte la línea de la pre-bomba de sangre (blanca) a la bolsa de infusión (pre-bomba sangre), cuelgue la bolsa en su balanza.

UNIFARMA S.A.
FERNANDO DEL PUADÍO
APODERADO

3. Colgar la solución de reinyección (CVVH, CVVHDF) en el gancho de la balanza violeta. Conecte la línea de la solución de reinyección (violeta) a la bolsa de solución de reinyección.
4. En las modalidades CVVHD y CVVHDF, cuelgue el líquido de diálisis en el gancho de la balanza verde. Conecte la línea de diálisis (verde). En la modalidad CVVH, colgar la solución de reinyección en el gancho de la balanza verde (reinyección en post-dilución). Conecte la línea con una banda verde a la bolsa.

Nota: ver atención 9 a, b, c.

5. Conecte la línea de anticoagulante a la jeringa llena de anticoagulante. Instálela en la bomba de jeringa (ver Ayuda).
6. Quite todos los clamps que se encuentren en las líneas. Verificar el buen estado de todas las conexiones. Pulse CEBAR para comenzar con el cebado automático.

Cebar el Set

Nota: Consulte Atención números 11 a 14, 26, 27 y 30, y Advertencia número 4.

El cebado incluye múltiples tests automáticos y dura aproximadamente 10 minutos.

Una vez terminado el ciclo:

1. Examine cuidadosamente el Set para verificar que todas las conexiones están firmes, ninguna línea se encuentra obstruida y no hay fugas en el circuito.
2. Deje puestas las bolsas de solución de cebado y colectora de cebado hasta el momento mismo en que esté preparado para conectar al paciente.
3. Continúe el tratamiento elegido siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla de la unidad de control PRISMAFLEX.

El Set PRISMAFLEX debe someterse a una cuidadosa desaireación.

Consideraciones acerca de la anticoagulación

Nota: Consulte Atención números 17 a 21 y Advertencia número 6.

Nota: Con el fin de obtener el máximo beneficio de AN69ST en términos de mejora de la hemocompatibilidad, se recomienda añadir 5000 UI de heparina no fraccionada por litro de solución de cebado/lavado. Este procedimiento permite la adsorción de heparina activa en AN69ST antes del inicio de la circulación extracorpórea. Por consiguiente, la estrategia de anticoagulación sistémica durante el tratamiento se adaptará con relación a la especificidad del paciente. En los casos de cebado/lavado sin adición de heparina no fraccionada, recomendamos infundir la dosis de carga de heparina al paciente de 2 a 5 minutos antes de la conexión al filtro.

Inicie la anticoagulación del circuito sangre tal como le prescriba el médico. Durante la utilización, monitorice los parámetros de coagulación del paciente; ajuste los correspondientes valores en la unidad de control y PRISMAFLEX

UNIFARMA S.A.
FERNANDO DIAZ
APODERADO

según lo prescriba el médico. Cabe destacar que es posible infundir una dosis de carga de anticoagulante inmediatamente después de la conexión del paciente.

La anticoagulación desempeña un papel importante en la prolongación de la vida del filtro, retrasando la formación de coágulos.

Procedimiento de cambio del Set

A fin de cambiar el Set y cargar otro nuevo para seguir con el tratamiento en curso:

Pulse PARAR desde la ventana de Situación y después pulse CAMBIAR SET. Siga las instrucciones que van apareciendo en la pantalla.

Nota: Si lo desea, el operador puede retornar sangre al paciente antes de desconectar (consulte Atención número 23.)

Procedimiento de recirculación

Para configurar la recirculación del circuito:

Pulse "STOP" en la pantalla de estado; a continuación, pulse "RECIRC" y siga las instrucciones en línea.

Nota: El operador debe devolver al paciente la sangre presente en el equipo y, a continuación, desconectar al paciente y hacer circular una solución salina estéril por el circuito de sangre del equipo. Cuando se pueda reanudar el tratamiento, debe volverse a cebar y lavar el equipo con una solución salina estéril antes de volver a conectar al paciente. (Consulte las precauciones n° 23 y 24.)

Procedimiento para terminar el tratamiento

A fin de terminar el tratamiento en curso y retirar el Set:

Pulse PARAR desde la ventana de Situación y después pulse TERMINAR TRATAMIENTO.

Siga las instrucciones que van apareciendo en la pantalla.


Nota: Si lo desea, el operador puede retornar sangre al paciente antes de desconectar (consulte Atención número 23).

TERMINACION MANUAL

La terminación manual puede ser necesaria debido a un corte de suministro eléctrico o a una alarma en la unidad de control PRISMAFLEX. La ventana de alarma indica al operador si se requiere una terminación manual.

Nota: Las siguientes instrucciones también pueden encontrarse en el capítulo "En caso de problemas" del Manual del Operador de la Unidad de Control PRISMAFLEX.



FERNANDO DI LAUDADIO
APODERADO

A. Con retorno de sangre

Nota: ver Precaución n° 23.

Nota: Puede necesitarse un conector estéril con perforador.

1. Apague el interruptor eléctrico. Clampe la línea de entrada (banda de color rojo) y desconéctela del paciente. Conecte la línea de entrada a una bolsa de 1 l de solución salina estéril (sí fuera necesario, utilice el conector con perforador).

Retire el clamp de la línea de entrada.

2. Pulse el mecanismo situado a la izquierda de la misma pinza de clamp de la línea de retorno y manteniéndolo pulsado, con la otra mano, retire la línea de retorno (banda de color azul) del clamp de la línea de retorno.

3. Compruebe de forma visual el nivel de líquido en la cámara de desaireación. Si el nivel es insuficiente:

- desconecte la línea de la cámara de desaireación de la toma de presión de retorno del equipo PRISMAFLEX (el nivel aumentará de forma automática en la cámara de desaireación)

- vuelva a conectar la línea una vez alcanzado el nivel correcto de líquido.

4. Retire la manivela de la bomba de su soporte en el panel posterior. Inserte la manivela en el rotor de la bomba de sangre y dé vueltas en el sentido de las agujas del reloj hasta que el retorno de sangre al paciente sea suficiente.

Advertencia: El sistema de alarma está desactivado. Compruebe visualmente la ausencia de aire en la línea de retorno de la sangre hasta que el paciente esté desconectado.

5. Coloque un clamp en la línea de retorno (banda de color azul) y desconéctela del paciente. Ponga clamps en las líneas de todas las bolsas.

6. Presione los dos clips del soporte del set para liberar el cartucho.

Empezando con la bomba peristáltica, inserte la manivela de la bomba en el rotor y dé vueltas a cada bomba en el sentido contrario al de las agujas del reloj.


7. Cuando los segmentos de la bomba estén libres, coja el cartucho y tire para desenganchar las líneas de los dispositivos de pinza. Saque el equipo de la unidad de control y deshágase de él de la forma habitual.


Nota: Las soluciones restantes pueden utilizarse con un equipo nuevo si se desea.


Advertencia: Asegúrese que el paciente esté desconectado del equipo antes de extraer el equipo de la unidad de control.

B. Sin retorno de sangre

Nota: En el caso de parada manual sin retorno de sangre, el paciente perderá la sangre que se encuentre en el circuito.


 UNIFARMA S.A.
 FERNANDO DI LAUDADIO
 APODERADO





1. Apague el interruptor eléctrico. Clampe la línea de entrada (banda de color rojo) y la línea de retorno (banda de color azul) y desconéctelas del paciente.
2. Clampe las líneas de todas las bolsas.
3. Presione los dos clips del soporte del Set para liberar el cartucho. Empezando con la bomba de sangre, inserte la manivela de la bomba en el rotor y dé vueltas a cada bomba en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
4. Cuando los segmentos de la bomba estén libres, coja el cartucho y tire para desenganchar las líneas de los dispositivos de pinza. Saque el equipo de la unidad de control y deshágase de él de la forma habitual.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN CASO DE COMPLICACIONES

Fugas de sangre en la membrana del filtro

Las fugas de sangre a través de la membrana del filtro son detectadas automáticamente por el sistema de alarma de la unidad de control PRISMAFLEX. Se activa una alarma de advertencia y todas las bombas se detienen de inmediato a fin de limitar la pérdida de sangre. Para retornar la sangre al paciente, pulse PARAR desde la pantalla de alarma y después CAMBIAR SET desde la pantalla PARAR. Siga las instrucciones que van apareciendo en la pantalla.

Pérdidas sanguíneas externas

Nota: Consulte Atención números 15, 16 y 21.

Las pérdidas externas no pueden ser identificadas de forma inmediata por la monitorización del sistema y pueden resultar en pérdidas sanguíneas significantes. Chequear el filtro así como todas las conexiones de las líneas durante el tratamiento a fin de minimizar los riesgos de pérdidas. Si una pérdida sanguínea externa se observa, parar de inmediato la bomba sanguínea. Iniciar acción correctiva asegurando las conexiones o proceder al cambio del Set PRISMAFLEX.


Si es necesario administrar una solución adecuada de sustitución al paciente para compensar las pérdidas sanguíneas.

Hipersensibilidad

Nota: Consulte Advertencia número 3.

En el caso de producirse reacciones alérgicas agudas (síndrome del primer uso) en los primeros minutos del tratamiento, es importante proceder de inmediato a interrumpir la sesión y administrar el tratamiento adecuado. Los pacientes que reciben medicación consistente en inhibidores del enzima conversor de la angiotensina (ECA) pueden desarrollar, en los primeros minutos del tratamiento, síntomas similares a los de reacciones alérgicas agudas, es decir, broncoespasmo, edema de las vías respiratorias o laringe, disnea, angioedema, urticaria, náuseas, vómitos, diarrea, parada respiratoria, calambres abdominales, hipotensión, shock hipovolémico y muerte.

UNIFARMA S.A.
FERNANDO DE LAUDERICO
APODERADO



No obstante, en el caso de estos pacientes, la administración de antihistamínicos frecuentemente no consigue aliviar los síntomas. En este caso, el tratamiento debe cesar e iniciar una terapia de primera línea más agresiva en el caso de producirse una reacción anafiláctica inmediatamente después de la aparición de los síntomas.

Por lo tanto, conviene prestar especial atención a los pacientes que reciben inhibidores ECA y/o que hayan presentado reacciones similares.

GARANTIAS Y LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD

a) El fabricante garantiza que el Set PRISMAFLEX ha sido fabricado según sus propias especificaciones, siguiendo normas de buena manufactura y normas industriales y cumpliendo requerimientos legales.

Con el número de lote/serie del producto defectuoso, el fabricante solucionará los defectos aparentes en el Set PRISMAFLEX, mediante sustitución del mismo o crédito antes de la fecha de caducidad.

b) La garantía expuesta en a) se enuncia en lugar de, y en exclusión de cualquier otra garantía implícita o expresa, ya sea de forma oral o escrita o de cualquier otra manera, y no existen garantías de comercialidad o de otro tipo, que se extiendan más allá de las expuestas en el punto a); la solución aplicada en el punto a) es la única posible para los defectos observados en el Set PRISMAFLEX y el fabricante no se hace responsable de ningún daño, pérdida o gasto incidental o consecuencial derivados directa o indirectamente del uso del Set PRISMAFLEX ocurridos en el lugar en que se esté utilizando.

c) El fabricante no se responsabiliza de los problemas que pudieran derivarse del mal uso, inadecuado manejo, incumplimiento de las precauciones e instrucciones, o de cualquier otro daño que se produzca después de que el Set PRISMAFLEX se encuentre fuera de los locales del fabricante. Tampoco se responsabiliza de los perjuicios que pudieran ocasionarse por no inspeccionar debidamente el Set PRISMAFLEX antes de su uso, para asegurar que éste se encuentra en las condiciones apropiadas. El fabricante no se responsabiliza de ninguna otra garantía dada por representantes o distribuidores.

d) El fabricante es GAMBRO Industries, 7 avenue Lionel Terray, BP 126, 69883 Meyzieu cedex, Francia.


UNIFARMA S.A.
FERNANDO DI LAUDADIO
APODERADO