



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-005498-21-1

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-005498-21-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones PRIMA IMPLANTES S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca ORIGINAL PRIMA/OLYMPIA nombre descriptivo SISTEMA DE ENDOMEDULARES TITANIO y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Fracturas. , de acuerdo con lo solicitado por PRIMA IMPLANTES S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2022-30551328-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 917-24 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4°.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5°.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4°.

Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 917-24

Nombre descriptivo: SISTEMA DE ENDOMEDULARES TITANIO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
12-833 - Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Fracturas.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ORIGINAL PRIMA/OLYMPIA

Modelos:

TI00090001 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ø 7,0 X 180MM

TI00090002 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,0 X 200MM
TI00090003 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,0 X 220MM
TI00090004 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,0 X 240MM
TI00090005 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,0 X 260MM
TI00090006 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,0 X 280MM
TI00090007 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 180MM
TI00090008 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 200MM
TI00090009 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 220MM
TI00090010 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 240MM
TI00090011 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 260MM
TI00090012 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 280MM
TI00090013 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 180MM
TI00090014 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 200MM
TI00090015 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 220MM
TI00090016 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 240MM
TI00090017 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 260MM
TI00090018 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 280MM
TI00090019 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 20 MM
TI00090020 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 24 MM
TI00090021 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 28 MM
TI00090022 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 32 MM
TI00090023 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 36 MM
TI00090024 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 40 MM
TI00090025 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 44 MM
TI00090026 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 48 MM
TI00090027 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 52 MM
TI00090028 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 170 MM
TI00090029 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 200 MM
TI00090030 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 240 MM
TI00090031 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 170 MM
TI00090032 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 200 MM
TI00090033 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 240 MM
TI00090034 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 170 MM
TI00090035 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 200 MM
TI00090036 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 240 MM
TI00090037 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 12 X 170 MM
TI00090038 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 12 X 200 MM
TI00090039 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 12 X 240 MM
TI00090040 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 300 MM IZQUIERDO
TI00090041 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090042 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090043 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 420 MM IZQUIERDO
TI00090044 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 300 MM IZQUIERDO
TI00090045 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090046 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090047 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 420 MM IZQUIERDO

TI00090048 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 300 MM IZQUIERDO
TI00090049 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090050 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090051 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 420 MM IZQUIERDO
TI00090052 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 300 MM DERECHO
TI00090053 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 340 MM DERECHO
TI00090054 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 380 MM DERECHO
TI00090055 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 420 MM DERECHO
TI00090056 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 300 MM DERECHO
TI00090057 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 340 MM DERECHO
TI00090058 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 380 MM DERECHO
TI00090059 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 420 MM DERECHO
TI00090060 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 300 MM DERECHO
TI00090061 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 340 MM DERECHO
TI00090062 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 380 MM DERECHO
TI00090063 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 420 MM DERECHO
TI00090064 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 70 MM
TI00090065 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 75 MM
TI00090066 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 80 MM
TI00090067 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 85 MM
TI00090068 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 90 MM
TI00090069 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 95 MM
TI00090070 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 100 MM
TI00090071 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 105 MM
TI00090072 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 110 MM
TI00090073 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 115 MM
TI00090074 END CAP PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 0MM
TI00090075 END CAP PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 5MM
TI00090076 END CAP PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 10MM
TI00090077 END CAP PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 15MM
TI00090078 END CAP PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 18MM
TI00090079 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 25 MM
TI00090080 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 30 MM
TI00090081 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 35 MM
TI00090082 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 40 MM
TI00090083 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 45 MM
TI00090084 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 50 MM
TI00090085 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 55 MM
TI00090086 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 60 MM
TI00090087 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 65 MM
TI00090088 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 70 MM
TI00090089 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 75 MM
TI00090090 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 80 MM
TI00090091 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 85 MM
TI00090092 CLAVO ENDOMEDULAR MULTIFORADO DE FEMUR CLFMI ϕ 9 X 320 IZQUIERDO
TI00090093 CLAVO ENDOMEDULAR MULTIFORADO DE FEMUR CLFMI ϕ 9 X 340 IZQUIERDO

TI00090140 END CAP CLFMI M8X1X10MM
TI00090141 TAPON ENDOMEDULAR CLFMI M8X1X15MM
TI00090142 TAPON ENDOMEDULAR CLFMI M8X1X20MM
TI00090143 TAPON ENDOMEDULAR CLFMI M8X1X25MM
TI00090144 TAPON ENDOMEDULAR CLFMI M8X1X30MM
TI00090145 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 65 MM
TI00090146 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 70 MM
TI00090147 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 75 MM
TI00090148 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 80 MM
TI00090149 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 85 MM
TI00090150 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 90 MM
TI00090151 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 95 MM
TI00090152 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 100 MM
TI00090153 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 105 MM
TI00090154 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 110 MM
TI00090155 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 115 MM
TI00090156 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 25 MM
TI00090157 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 30 MM
TI00090158 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 35 MM
TI00090159 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 40 MM
TI00090160 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 45 MM
TI00090161 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 50 MM
TI00090162 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 55 MM
TI00090163 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 60 MM
TI00090164 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 65 MM
TI00090165 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 70 MM
TI00090166 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 75 MM
TI00090167 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 80 MM
TI00090168 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 85 MM
TI00090169 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 180 MM
TI00090170 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 200 MM
TI00090171 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 220 MM
TI00090172 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 240 MM
TI00090173 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 260 MM
TI00090174 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 280 MM
TI00090175 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 300 MM
TI00090176 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 180 MM
TI00090177 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 200 MM
TI00090178 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 220 MM
TI00090179 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 240 MM
TI00090180 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 260 MM
TI00090181 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 280 MM
TI00090182 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 300 MM
TI00090183 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 180 MM
TI00090184 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 200 MM
TI00090185 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 220 MM

TI00090186 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 240 MM
TI00090187 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 260 MM
TI00090188 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 280 MM
TI00090189 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 300 MM
TI00090190 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090191 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 360 MM IZQUIERDO
TI00090192 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090193 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 400 MM IZQUIERDO
TI00090194 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 420 MM IZQUIERDO
TI00090195 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090196 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 360 MM IZQUIERDO
TI00090197 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090198 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 400 MM IZQUIERDO
TI00090199 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 420 MM IZQUIERDO
TI00090200 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090201 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 360 MM IZQUIERDO
TI00090202 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090203 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 400 MM IZQUIERDO
TI00090204 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 420 MM IZQUIERDO
TI00090205 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 340 MM DERECHO
TI00090206 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 360 MM DERECHO
TI00090207 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 380 MM DERECHO
TI00090208 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 400 MM DERECHO
TI00090209 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 420 MM DERECHO
TI00090210 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 340 MM DERECHO
TI00090211 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 360 MM DERECHO
TI00090212 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 380 MM DERECHO
TI00090213 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 400 MM DERECHO
TI00090214 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 420 MM DERECHO
TI00090215 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 340 MM DERECHO
TI00090216 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 360 MM DERECHO
TI00090217 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 380 MM DERECHO
TI00090218 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 400 MM DERECHO
TI00090219 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 420 MM DERECHO
TI00090220 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 9 X 340 MM
TI00090221 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 9 X 360 MM
TI00090222 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 9 X 380 MM
TI00090223 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 9 X 400 MM
TI00090224 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 9 X 420 MM
TI00090225 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 10 X 340 MM
TI00090226 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 10 X 360 MM
TI00090227 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 10 X 380 MM
TI00090228 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 10 X 400 MM
TI00090229 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 10 X 420 MM
TI00090230 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 11 X 340 MM
TI00090231 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 11 X 360 MM

TI00090232 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 11 X 380 MM
TI00090233 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 11 X 400 MM
TI00090234 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 11 X 420 MM
TI00090235 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 180 MM
TI00090236 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 200 MM
TI00090237 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 220 MM
TI00090238 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 240 MM
TI00090239 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 260 MM
TI00090240 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 280 MM
TI00090241 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 300 MM
TI00090242 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 180 MM
TI00090243 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 200 MM
TI00090244 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 220 MM
TI00090245 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 240 MM
TI00090246 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 260 MM
TI00090247 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 280 MM
TI00090248 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 300 MM
TI00090249 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 70 mm
TI00090250 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 75 mm
TI00090251 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 80 mm
TI00090252 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 85 mm
TI00090253 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 90 mm
TI00090254 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 95 mm
TI00090255 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 100 mm
TI00090256 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 105 mm
TI00090257 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 110 mm
TI00090258 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 28 MM
TI00090259 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 30 MM
TI00090260 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 36 MM
TI00090261 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 40 MM
TI00090262 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 44 MM
TI00090263 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 48 MM
TI00090264 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 52 MM
TI00090265 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 56 MM
TI00090266 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 60 MM
TI00090267 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 64 MM
TI00090268 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 68 MM
TI00090269 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 72 MM
TI00090270 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 76 MM
TI00090271 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 80 MM
TI00090272 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 84 MM
TI00090273 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 32 MM
TI00090274 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 36 MM
TI00090275 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 40 MM
TI00090276 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 44 MM
TI00090277 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 48 MM

TI00090278 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 52 MM
TI00090279 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 56 MM
TI00090280 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 60 MM
TI00090281 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 64 MM
TI00090282 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 68 MM
TI00090283 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 72 MM
TI00090284 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 76 MM
TI00090285 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 80 MM
TI00090286 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 84 MM
TI00090287 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 270 MM
TI00090288 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 285 MM
TI00090289 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 300 MM
TI00090290 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 315 MM
TI00090291 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 330 MM
TI00090292 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 345 MM
TI00090293 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 360 MM
TI00090294 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 375 MM
TI00090295 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 270 MM
TI00090296 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 285 MM
TI00090297 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 300 MM
TI00090298 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 315 MM
TI00090299 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 330 MM
TI00090300 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 345 MM
TI00090301 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 360 MM
TI00090302 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 375 MM
TI00090303 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 270 MM
TI00090304 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 285 MM
TI00090305 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 300 MM
TI00090306 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 315 MM
TI00090307 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 330 MM
TI00090308 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 345 MM
TI00090309 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 360 MM
TI00090310 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 375 MM
TI00090311 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 270 MM
TI00090312 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 285 MM
TI00090313 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 300 MM
TI00090314 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 315 MM
TI00090315 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 330 MM
TI00090316 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 345 MM
TI00090317 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 360 MM
TI00090318 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 375 MM
TI00090319 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 270 MM
TI00090320 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 285 MM
TI00090321 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 300 MM
TI00090322 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 315 MM
TI00090323 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 330 MM

TI00090324 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 345 MM
TI00090325 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 360 MM
TI00090326 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 375 MM
TI00090327 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 24 MM
TI00090328 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 26 MM
TI00090329 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 28 MM
TI00090330 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 30 MM
TI00090331 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 32 MM
TI00090332 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 34 MM
TI00090333 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 36 MM
TI00090334 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 38 MM
TI00090335 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 40 MM
TI00090336 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 42 MM
TI00090337 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 44 MM
TI00090338 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 46 MM
TI00090339 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 48 MM
TI00090340 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 50 MM
TI00090341 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 52 MM
TI00090342 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 54 MM
TI00090343 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 56 MM
TI00090344 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 58 MM
TI00090345 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 60 MM
TI00090346 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 65 MM
TI00090347 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 70 MM
TI00090348 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 75 MM
TI00090349 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 80 MM
TI00090350 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 25 MM
TI00090351 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 30 MM
TI00090352 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 35 MM
TI00090353 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 40 MM
TI00090354 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 45 MM
TI00090355 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 50 MM
TI00090356 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 55 MM
TI00090357 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 60 MM
TI00090358 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 65 MM
TI00090359 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 70 MM
TI00090360 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 75 MM
TI00090361 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 80 MM
TI00090362 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 85 MM
TI00090363 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 90 MM
TI00090364 END CAP PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 0MM
TI00090365 END CAP PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5MM
TI00090366 END CAP PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 10MM
TI00090367 END CAP PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 15MM
TI00090368 END CAP PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 18MM
TI00150001 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 200 MM TITANIO

TI00150002 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 220 MM TITANIO
TI00150003 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 240 MM TITANIO
TI00150004 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 260 MM TITANIO
TI00150005 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 280 MM TITANIO
TI00150006 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 300 MM TITANIO
TI00150007 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 8 MM X 180 MM TITANIO
TI00150008 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 8 MM X 200 MM TITANIO
TI00150009 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 8 MM X 220 MM TITANIO
TI00150010 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 8 MM X 300 MM TITANIO
TI00150011 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 9 MM X 200 MM TITANIO
TI00150012 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 9 MM X 220 MM TITANIO
TI00150013 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 9 MM X 260 MM TITANIO
TI00150014 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 9 MM X 280 MM TITANIO
TI00150015 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 9 MM X 300 MM TITANIO
TI00150016 CLAVO ENDERS Ø 3 - 140 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150017 CLAVO ENDERS Ø 3 - 150MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150018 CLAVO ENDERS Ø 3 - 160 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150019 CLAVO ENDERS Ø 3 - 165 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150020 CLAVO ENDERS Ø 3 - 170 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150021 CLAVO ENDERS Ø 3 - 175 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150022 CLAVO ENDERS Ø 3 - 180 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150023 CLAVO ENDERS Ø 3 - 185 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150024 CLAVO ENDERS Ø 3 - 190 MM - CUBITO TITANIO
TI00150025 CLAVO ENDERS Ø 3 - 190 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150026 CLAVO ENDERS Ø 3 - 190 MM - RADIO TITANIO
TI00150027 CLAVO ENDERS Ø 3 - 195 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150028 CLAVO ENDERS Ø 3 - 200 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150029 CLAVO ENDERS Ø 3 - 200 MM - RADIO TITANIO
TI00150030 CLAVO ENDERS Ø 3 - 205 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150031 CLAVO ENDERS Ø 3 - 210 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150032 CLAVO ENDERS Ø 3 - 210 MM - RADIO TITANIO
TI00150033 CLAVO ENDERS Ø 3 - 215 MM - CUBITO TITANIO
TI00150034 CLAVO ENDERS Ø 3 - 215 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150035 CLAVO ENDERS Ø 3 - 220 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150036 CLAVO ENDERS Ø 3 - 220 MM - RADIO TITANIO
TI00150037 CLAVO ENDERS Ø 3 - 225 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150038 CLAVO ENDERS Ø 3 - 230 MM - CUBITO TITANIO
TI00150039 CLAVO ENDERS Ø 3 - 230 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150040 CLAVO ENDERS Ø 3 - 230 MM - RADIO TITANIO
TI00150041 CLAVO ENDERS Ø 3 - 235 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150042 CLAVO ENDERS Ø 3 - 240 MM - CUBITO TITANIO
TI00150043 CLAVO ENDERS Ø 3 - 240 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150044 CLAVO ENDERS Ø 3 - 240 MM - RADIO TITANIO
TI00150045 CLAVO ENDERS Ø 3 - 245 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150046 CLAVO ENDERS Ø 3 - 250 MM - CUBITO TITANIO
TI00150047 CLAVO ENDERS Ø 3 - 250 MM - PEDIÁTRICO TITANIO

TI00150048 CLAVO ENDERS Ø 3 - 250 MM - RADIO TITANIO
TI00150049 CLAVO ENDERS Ø 3 - 255 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150050 CLAVO ENDERS Ø 3 - 260 MM - CUBITO TITANIO
TI00150051 CLAVO ENDERS Ø 3 - 260 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150052 CLAVO ENDERS Ø 3 - 260 MM - RADIO TITANIO
TI00150053 CLAVO ENDERS Ø 3 - 265 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150054 CLAVO ENDERS Ø 3 - 270 MM - CUBITO TITANIO
TI00150055 CLAVO ENDERS Ø 3 - 270 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150056 CLAVO ENDERS Ø 3 - 270 MM - RADIO TITANIO
TI00150057 CLAVO ENDERS Ø 3 - 275 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150058 CLAVO ENDERS Ø 3 - 280 MM - CUBITO TITANIO
TI00150059 CLAVO ENDERS Ø 3 - 280 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150060 CLAVO ENDERS Ø 3 - 280 MM - RADIO TITANIO
TI00150061 CLAVO ENDERS Ø 3 - 285 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150062 CLAVO ENDERS Ø 3 - 290 MM - CUBITO TITANIO
TI00150063 CLAVO ENDERS Ø 3 - 290 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150064 CLAVO ENDERS Ø 3 - 290 MM - RADIO TITANIO
TI00150065 CLAVO ENDERS Ø 3 - 295 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150066 CLAVO ENDERS Ø 3 - 300 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150067 CLAVO ENDERS Ø 3 - 300 MM - RADIO TITANIO
TI00150068 CLAVO ENDERS Ø 3 - 305 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150069 CLAVO ENDERS Ø 3 - 310 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150070 CLAVO ENDERS Ø 3 - 310 MM - RADIO TITANIO
TI00150071 CLAVO ENDERS Ø 3 - 320 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150072 CLAVO ENDERS Ø 3 - 320 MM - RADIO TITANIO
TI00150073 CLAVO ENDERS Ø 3 - 330 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150074 CLAVO ENDERS Ø 3 - 330 MM - RADIO TITANIO
TI00150075 CLAVO ENDERS Ø 3 - 340 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150076 CLAVO ENDERS Ø 3 - 340 MM - RADIO TITANIO
TI00150077 CLAVO ENDERS Ø 3 - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150078 CLAVO ENDERS Ø 3 MM - RADIO TITANIO
TI00150079 CLAVO ENDERS Ø 3 MM- CUBITO TITANIO
TI00150080 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 180 MM - TITANIO
TI00150081 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 200 MM - TITANIO
TI00150082 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 220 MM - TITANIO
TI00150083 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 230 MM - TITANIO
TI00150084 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 240 MM - TITANIO
TI00150085 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 250 MM - TITANIO
TI00150086 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 260 MM - TITANIO
TI00150087 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 270 MM - TITANIO
TI00150088 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 280 MM - TITANIO
TI00150089 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 290 MM - TITANIO
TI00150090 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 300 MM - TITANIO
TI00150091 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 310 MM - TITANIO
TI00150092 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 320 MM - TITANIO
TI00150093 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 325MM - TITANIO

TI00150094 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 330 MM - TITANIO
TI00150095 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 335 MM - TITANIO
TI00150096 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 340 MM - TITANIO
TI00150097 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 345 MM - TITANIO
TI00150098 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 350 MM - TITANIO
TI00150099 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 355 MM - TITANIO
TI00150100 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 360 MM - TITANIO
TI00150101 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 365 MM - TITANIO
TI00150102 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 370 MM - TITANIO
TI00150103 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 375 MM - TITANIO
TI00150104 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 380 MM - TITANIO
TI00150105 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 385 MM - TITANIO
TI00150106 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 390 MM - TITANIO
TI00150107 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 395 MM - TITANIO
TI00150108 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 400 MM - TITANIO
TI00150109 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 405 MM - TITANIO
TI00150110 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 410 MM - TITANIO
TI00150111 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 415MM - TITANIO
TI00150112 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 420 MM - TITANIO
TI00150113 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 425 MM - TITANIO
TI00150114 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 430 MM - TITANIO
TI00150115 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 435 MM - TITANIO
TI00150116 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 440 MM - TITANIO
TI00150117 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 445 MM - TITANIO
TI00150118 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 450 MM - TITANIO
TI00150119 CLAVO ENDERS Ø 4,5 MM TITANIO
TI00150120 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 MM TITANIO
TI00150121 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 270 MM TITANIO
TI00150122 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 280 MM TITANIO
TI00150123 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 285 MM TITANIO
TI00150124 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 300 MM TITANIO
TI00150125 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 315 MM TITANIO
TI00150126 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 320 MM TITANIO
TI00150127 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 340 MM TITANIO
TI00150128 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 345 MM TITANIO
TI00150129 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 360 MM TITANIO
TI00150130 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 380 MM TITANIO
TI00150131 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 400 MM TITANIO
TI00150132 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 420 MM TITANIO
TI00150133 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 440 MM TITANIO
TI00150134 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 MM TITANIO
TI00150135 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 300 MM TITANIO
TI00150136 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 320 MM TITANIO
TI00150137 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 340 MM TITANIO
TI00150138 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 360 MM TITANIO
TI00150139 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 380 MM TITANIO

TI00150140 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 400 MM TITANIO
TI00150141 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 420 MM TITANIO
TI00150142 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 440 MM TITANIO
TI00150143 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 MM TITANIO
TI00150144 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 300 MM TITANIO
TI00150145 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 315 MM TITANIO
TI00150146 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 320 MM TITANIO
TI00150147 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 340 MM TITANIO
TI00150148 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 345 MM TITANIO
TI00150149 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 360 MM TITANIO
TI00150150 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 380 MM TITANIO
TI00150151 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 400 MM TITANIO
TI00150152 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 415 MM TITANIO
TI00150153 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 420 MM TITANIO
TI00150154 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 440 MM TITANIO
TI00150155 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 460 MM TITANIO
TI00150156 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 MM TITANIO
TI00150157 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 230 MM TITANIO
TI00150158 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 240 MM TITANIO
TI00150159 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 250 MM TITANIO
TI00150160 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 270 MM TITANIO
TI00150161 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 280 MM TITANIO
TI00150162 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 285 MM TITANIO
TI00150163 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 300 MM TITANIO
TI00150164 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 315 MM TITANIO
TI00150165 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 320 MM TITANIO
TI00150166 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 340 MM TITANIO
TI00150167 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 345 MM TITANIO
TI00150168 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 360 MM TITANIO
TI00150169 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 380 MM TITANIO
TI00150170 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 400 MM TITANIO
TI00150171 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 420 MM TITANIO
TI00150172 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 440 MM TITANIO
TI00150173 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 MM X 125^a TITANIO
TI00150174 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150175 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150176 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 125^a TITANIO
TI00150177 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 130^a TITANIO
TI00150178 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150179 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150180 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 135^a TITANIO
TI00150181 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 125^a TITANIO
TI00150182 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 130^a TITANIO
TI00150183 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150184 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150185 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 135^a TITANIO

TI00150186 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 125ª TITANIO
TI00150187 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 130ª TITANIO
TI00150188 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150189 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150190 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 135ª TITANIO
TI00150191 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 125ª TITANIO
TI00150192 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 130ª TITANIO
TI00150193 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150194 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150195 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 135ª TITANIO
TI00150196 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 125ª TITANIO
TI00150197 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 130ª TITANIO
TI00150198 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150199 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150200 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 135ª TITANIO
TI00150201 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 125ª TITANIO
TI00150202 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 130ª TITANIO
TI00150203 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150204 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150205 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 135ª TITANIO
TI00150206 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 125ª TITANIO
TI00150207 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 130ª TITANIO
TI00150208 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150209 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150210 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 135ª TITANIO
TI00150211 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 125ª TITANIO
TI00150212 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 130ª TITANIO
TI00150213 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150214 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150215 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 135ª TITANIO
TI00150216 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 125ª TITANIO
TI00150217 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 130ª TITANIO
TI00150218 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150219 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150220 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 135ª TITANIO
TI00150221 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 125ª TITANIO
TI00150222 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 130ª TITANIO
TI00150223 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150224 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150225 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 135ª TITANIO
TI00150226 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 MM X 125ª TITANIO
TI00150227 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 MM X 130º DER. TITANIO
TI00150228 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 MM X 130º IZQ. TITANIO
TI00150229 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 125ª TITANIO
TI00150230 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 130ª TITANIO
TI00150231 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 130º DER. TITANIO

TI00150232 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150233 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 135ª TITANIO
TI00150234 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 260 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150235 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 125ª TITANIO
TI00150236 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 130ª TITANIO
TI00150237 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150238 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150239 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 135ª TITANIO
TI00150240 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 125ª TITANIO
TI00150241 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 130ª TITANIO
TI00150242 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150243 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150244 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 135ª TITANIO
TI00150245 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 125ª TITANIO
TI00150246 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 130ª TITANIO
TI00150247 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150248 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150249 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 135ª TITANIO
TI00150250 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 125ª TITANIO
TI00150251 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 130ª TITANIO
TI00150252 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150253 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150254 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 135ª TITANIO
TI00150255 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 125ª TITANIO
TI00150256 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 130ª TITANIO
TI00150257 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150258 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150259 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 135ª TITANIO
TI00150260 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 125ª TITANIO
TI00150261 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 130ª TITANIO
TI00150262 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150263 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150264 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 135ª TITANIO
TI00150265 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 125ª TITANIO
TI00150266 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 130ª TITANIO
TI00150267 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150268 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150269 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 135ª TITANIO
TI00150270 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 125ª TITANIO
TI00150271 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 130ª TITANIO
TI00150272 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150273 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150274 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 135ª TITANIO
TI00150275 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 125ª TITANIO
TI00150276 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 130ª TITANIO
TI00150277 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150278 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150279 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 135ª TITANIO
TI00150280 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 MM X 125ª TITANIO
TI00150281 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150282 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150283 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 125ª TITANIO
TI00150284 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 130ª TITANIO
TI00150285 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150286 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150287 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 135ª TITANIO
TI00150288 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 125ª TITANIO
TI00150289 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 130ª TITANIO
TI00150290 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150291 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150292 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 135ª TITANIO
TI00150293 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 125ª TITANIO
TI00150294 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 130ª TITANIO
TI00150295 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150296 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150297 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 135ª TITANIO
TI00150298 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 125ª TITANIO
TI00150299 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 130ª TITANIO
TI00150300 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150301 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150302 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 135ª TITANIO
TI00150303 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 125ª TITANIO
TI00150304 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 130ª TITANIO
TI00150305 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150306 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150307 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 135ª TITANIO
TI00150308 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 125ª TITANIO
TI00150309 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 130ª TITANIO
TI00150310 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150311 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150312 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 135ª TITANIO
TI00150313 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 125ª TITANIO
TI00150314 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 130ª TITANIO
TI00150315 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150316 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150317 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 135ª TITANIO
TI00150318 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 125ª TITANIO
TI00150319 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 130ª TITANIO
TI00150320 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150321 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150322 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 135ª TITANIO
TI00150323 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 125ª TITANIO

TI00150324 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 130ª TITANIO
TI00150325 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150326 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150327 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 135ª TITANIO
TI00150328 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 125ª TITANIO
TI00150329 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 130ª TITANIO
TI00150330 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150331 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150332 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 135ª TITANIO
TI00150333 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 MM X 125ª TITANIO
TI00150334 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 180 MMX 125ª TITANIO
TI00150335 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 180 MMX 130ª TITANIO
TI00150336 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 180 MMX 135ª TITANIO
TI00150337 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 330MMX 125ª TITANIO
TI00150338 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 330MMX 130ª TITANIO
TI00150339 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 330MMX 135ª TITANIO
TI00150340 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 420 MMX 125ª TITANIO
TI00150341 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 420 MMX 130ª TITANIO
TI00150342 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 420 MMX 135ª TITANIO
TI00150343 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13X 380 MMX 125ª TITANIO
TI00150344 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13X 380 MMX 130ª TITANIO
TI00150345 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13X 380 MMX 135ª TITANIO
TI00150346 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 MM X 125ª TITANIO
TI00150347 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 X 180 MMX 125ª TITANIO
TI00150348 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 X 180 MMX 130ª TITANIO
TI00150349 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 X 180 MMX 135ª TITANIO
TI00150350 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 MM X 125ª TITANIO
TI00150351 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 180 MMX 125ª TITANIO
TI00150352 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 180 MMX 130ª TITANIO
TI00150353 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 180 MMX 135ª TITANIO
TI00150354 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 330MMX 125ª TITANIO
TI00150355 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 330MMX 130ª TITANIO
TI00150356 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 330MMX 135ª TITANIO
TI00150357 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 380 MMX 125ª TITANIO
TI00150358 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 380 MMX 130ª TITANIO
TI00150359 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 380 MMX 135ª TITANIO
TI00150360 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 420 MMX 125ª TITANIO
TI00150361 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 420 MMX 130ª TITANIO
TI00150362 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 420 MMX 135ª TITANIO
TI00150363 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 245 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150364 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 270 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150365 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 285 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150366 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 300 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150367 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 315 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150368 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 330 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150369 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 345 MM Ø 8,00 TITANIO

TI00150370 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 360 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150371 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 270 MM TITANIO
TI00150372 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 280 MM TITANIO
TI00150373 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 280 MM- TITANIO
TI00150374 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 285 MM TITANIO
TI00150375 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 300 MM TITANIO
TI00150376 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 315 MM TITANIO
TI00150377 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 320 MM TITANIO
TI00150378 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 340 MM TITANIO
TI00150379 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 345 MM TITANIO
TI00150380 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 360 MM TITANIO
TI00150381 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 380 MM TITANIO
TI00150382 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 400 MM TITANIO
TI00150383 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 420 MM TITANIO
TI00150384 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 440 MM TITANIO
TI00150385 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 280 MM TITANIO
TI00150386 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 300 MM TITANIO
TI00150387 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 320 MM TITANIO
TI00150388 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 330 MM TITANIO
TI00150389 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 340 MM TITANIO
TI00150390 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 360 MM TITANIO
TI00150391 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 380 MM TITANIO
TI00150392 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 400 MM TITANIO
TI00150393 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 420 MM TITANIO
TI00150394 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 440 MM TITANIO
TI00150395 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 280 MM TITANIO
TI00150396 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 300 MM TITANIO
TI00150397 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 315 MM TITANIO
TI00150398 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 320 MM TITANIO
TI00150399 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 330 MM TITANIO
TI00150400 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 340 MM TITANIO
TI00150401 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 345 MM TITANIO
TI00150402 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 360 MM TITANIO
TI00150403 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 380 MM TITANIO
TI00150404 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 400 MM TITANIO
TI00150405 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 415 MM TITANIO
TI00150406 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 420 MM TITANIO
TI00150407 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 440 MM TITANIO
TI00150408 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 460 MM TITANIO
TI00150409 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 300 MM TITANIO
TI00150410 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 320 MM TITANIO
TI00150411 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 340 MM TITANIO
TI00150412 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 360 MM TITANIO
TI00150413 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 380 MM TITANIO
TI00150414 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 400 MM TITANIO
TI00150415 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 420 MM TITANIO

TI00150416 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 440 MM TITANIO
TI00150417 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 460 MM TITANIO
TI00150418 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 480 MM TITANIO
TI00150419 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 300 MM TITANIO
TI00150420 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 320 MM TITANIO
TI00150421 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 340 MM TITANIO
TI00150422 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 360 MM TITANIO
TI00150423 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 380 MM TITANIO
TI00150424 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 400 MM TITANIO
TI00150425 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 420 MM TITANIO
TI00150426 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 440 MM TITANIO
TI00150427 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 270 MM TITANIO
TI00150428 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 280 MM TITANIO
TI00150429 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 300 MM TITANIO
TI00150430 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 340 MM TITANIO
TI00150431 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 360 MM TITANIO
TI00150432 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 380 MM TITANIO
TI00150433 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 400 MM TITANIO
TI00150434 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 MM TITANIO
TI00150435 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 230 MM TITANIO
TI00150436 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 240 MM TITANIO
TI00150437 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 250 MM TITANIO
TI00150438 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 260 MM TITANIO
TI00150439 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 270 MM TITANIO
TI00150440 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 285 MM TITANIO
TI00150441 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 300 MM TITANIO
TI00150442 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 315 MM TITANIO
TI00150443 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 320 MM TITANIO
TI00150444 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 340 MM TITANIO
TI00150445 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 360 MM TITANIO
TI00150446 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 375 MM TITANIO
TI00150447 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 380 MM TITANIO
TI00150448 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 400 MM TITANIO
TI00150449 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 420 MM TITANIO
TI00150450 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 440 MM TITANIO
TI00150451 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 340 MM TITANIO
TI00150452 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 360 MM TITANIO
TI00150453 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 380 MM TITANIO
TI00150454 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 400 MM TITANIO
TI00150455 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 420 MM TITANIO
TI00150456 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 440 MM TITANIO
TI00150457 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 13 MM X 360 MM TITANIO
TI00150458 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 13 MM X 380 MM TITANIO
TI00150459 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 13 MM X 420 MM TITANIO
TI00150460 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 13 MM X 440 MM TITANIO
TI00150461 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 10 MM X 360 MM TITANIO

TI00150462 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 10 MM X 380 MM TITANIO
TI00150463 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 10 MM X 400 MM TITANIO
TI00150464 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 320 MM TITANIO
TI00150465 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 340 MM TITANIO
TI00150466 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 360 MM TITANIO
TI00150467 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 400 MM TITANIO
TI00150468 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 420 MM TITANIO
TI00150469 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 440 MM TITANIO
TI00150470 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 460 MM TITANIO
TI00150471 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 220 MM TITANIO
TI00150472 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 240 MM TITANIO
TI00150473 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 260 MM TITANIO
TI00150474 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 270 MM TITANIO
TI00150475 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 285 MM TITANIO
TI00150476 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 300 MM TITANIO
TI00150477 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 315 MM TITANIO
TI00150478 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 320 MM TITANIO
TI00150479 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 330 MM TITANIO
TI00150480 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 340 MM TITANIO
TI00150481 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 345 MM TITANIO
TI00150482 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 345 MM-- TITANIO
TI00150483 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 360 MM TITANIO
TI00150484 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 380 MM TITANIO
TI00150485 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 400 MM TITANIO
TI00150486 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 415 MM TITANIO
TI00150487 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 420 MM TITANIO
TI00150488 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 440 MM TITANIO
TI00150489 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 220 MM TITANIO
TI00150490 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 240 MM TITANIO
TI00150491 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 260 MM TITANIO
TI00150492 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 270 MM TITANIO
TI00150493 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 285 MM TITANIO
TI00150494 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 290 MM TITANIO
TI00150495 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 300 MM TITANIO
TI00150496 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 315 MM TITANIO
TI00150497 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 320MM TITANIO
TI00150498 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 330 MM TITANIO
TI00150499 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 340 MM TITANIO
TI00150500 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 345 MM TITANIO
TI00150501 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 360 MM TITANIO
TI00150502 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 380 MM TITANIO
TI00150503 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 400 MM TITANIO
TI00150504 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 420 MM TITANIO
TI00150505 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 440 MM TITANIO
TI00150506 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 220 MM TITANIO
TI00150507 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 240 MM TITANIO

TI00150508 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 260 MM TITANIO
TI00150509 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 270 MM TITANIO
TI00150510 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 285 MM TITANIO
TI00150511 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 300 MM TITANIO
TI00150512 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 310 MM TITANIO
TI00150513 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 315 MM TITANIO
TI00150514 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 320 MM TITANIO
TI00150515 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 330 MM TITANIO
TI00150516 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 340 MM TITANIO
TI00150517 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 345 MM TITANIO
TI00150518 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 360 MM TITANIO
TI00150519 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 380 MM TITANIO
TI00150520 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 400 MM TITANIO
TI00150521 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 420 MM TITANIO
TI00150522 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 270 MM TITANIO
TI00150523 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 285 MM TITANIO
TI00150524 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 285MM TITANIO
TI00150525 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 300 MM TITANIO
TI00150526 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 310 MM TITANIO
TI00150527 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 315 MM TITANIO
TI00150528 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 325 MM TITANIO
TI00150529 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 330 MM TITANIO
TI00150530 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 340 MM TITANIO
TI00150531 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 345 MM TITANIO
TI00150532 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 345 MM- TITANIO
TI00150533 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 360 MM TITANIO
TI00150534 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 380 MM TITANIO
TI00150535 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 400 MM TITANIO
TI00150536 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 300 MM TITANIO
TI00150537 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 310 MM TITANIO
TI00150538 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 315 MM TITANIO
TI00150539 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 330 MM TITANIO
TI00150540 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 340 MM TITANIO
TI00150541 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 345 MM TITANIO
TI00150542 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 360 MM TITANIO
TI00150543 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 380 MM TITANIO
TI00150544 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 180 MM TITANIO
TI00150545 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 210 MM TITANIO
TI00150546 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 220 MM TITANIO
TI00150547 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 230 MM TITANIO
TI00150548 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 270 MM TITANIO
TI00150549 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 280 MM TITANIO
TI00150550 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 285 MM TITANIO
TI00150551 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 300 MM TITANIO
TI00150552 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 315 MM TITANIO
TI00150553 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 330 MM TITANIO

TI00150554 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 345 MM TITANIO
TI00150555 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 360 MM TITANIO
TI00150556 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 380 MM TITANIO
TI00150557 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 210 MM TITANIO
TI00150558 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 230 MM TITANIO
TI00150559 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 280 MM TITANIO
TI00150560 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 340 MM TITANIO
TI00150561 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 340 MM. TITANIO
TI00150562 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø12 MM X 285 MM TITANIO
TI00150563 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 270 MM TITANIO
TI00150564 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 285 MM TITANIO
TI00150565 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 300 MM TITANIO
TI00150566 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 315 MM TITANIO
TI00150567 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 330 MM TITANIO
TI00150568 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 345 MM TITANIO
TI00150569 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 360 MM TITANIO
TI00150570 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 380 MM TITANIO
TI00150571 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 270 MM TITANIO
TI00150572 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 285 MM TITANIO
TI00150573 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 300 MM TITANIO
TI00150574 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 315 MM TITANIO
TI00150575 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 330 MM TITANIO
TI00150576 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 345 MM TITANIO
TI00150577 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 360 MM TITANIO
TI00150578 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 270 MM TITANIO
TI00150579 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 285 MM TITANIO
TI00150580 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 300 MM TITANIO
TI00150581 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 315 MM TITANIO
TI00150582 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 330 MM TITANIO
TI00150583 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 345 MM. TITANIO
TI00150584 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 360 MM TITANIO
TI00150585 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 375 MM TITANIO
TI00150586 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 380 MM TITANIO
TI00150587 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 270 MM TITANIO
TI00150588 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 285 MM TITANIO
TI00150589 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 300 MM TITANIO
TI00150590 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 315 MM TITANIO
TI00150591 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 330 MM TITANIO
TI00150592 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 345 MM TITANIO
TI00150593 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 360 MM TITANIO
TI00150594 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 270 MM TITANIO
TI00150595 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 285 MM TITANIO
TI00150596 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 300 MM TITANIO
TI00150597 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 315 MM TITANIO
TI00150598 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 330 MM TITANIO
TI00150599 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 345 MM. TITANIO

TI00150600 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 360 MM TITANIO
TI00150601 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 380 MM TITANIO
TI00150602 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 225 MM TITANIO
TI00150603 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 240 MM TITANIO
TI00150604 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 255 MM TITANIO
TI00150605 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 270 MM TITANIO
TI00150606 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 285 MM TITANIO
TI00150607 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 300 MM TITANIO
TI00150608 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 315 MM TITANIO
TI00150609 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 330 MM TITANIO
TI00150610 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 345 MM TITANIO
TI00150611 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 360 MM TITANIO
TI00150612 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 150MM TITANIO
TI00150613 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 200MM TITANIO
TI00150614 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 220MM TITANIO
TI00150615 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 240MM TITANIO
TI00150616 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 250MM TITANIO
TI00150617 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 X 300MM TITANIO
TI00150618 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 320MM TITANIO
TI00150619 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 340MM TITANIO
TI00150620 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 360MM TITANIO
TI00150621 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 380MM TITANIO
TI00150622 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 400MM TITANIO
TI00150623 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 X 200MM TITANIO
TI00150624 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 220MM TITANIO
TI00150625 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 240MM TITANIO
TI00150626 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 X 300MM TITANIO
TI00150627 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 320MM TITANIO
TI00150628 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 X 340MM TITANIO
TI00150629 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 350MM TITANIO
TI00150630 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 360MM TITANIO
TI00150631 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 380MM TITANIO
TI00150632 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 400MM TITANIO
TI00150633 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 200MM TITANIO
TI00150634 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 220MM TITANIO
TI00150635 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 240MM TITANIO
TI00150636 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 300MM TITANIO
TI00150637 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 X 320MM TITANIO
TI00150638 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 340MM TITANIO
TI00150639 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 350MM TITANIO
TI00150640 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 360MM TITANIO
TI00150641 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 X 380MM TITANIO
TI00150642 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 X 400MM TITANIO
TI00150643 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO FEMUR 10 MM TITANIO
TI00150644 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 10 x 200MM TITANIO
TI00150645 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 10 x 230MM TITANIO

TI00150646 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 10 x 260MM TITANIO
TI00150647 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 10 x 290MM TITANIO
TI00150648 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 11 x 200MM TITANIO
TI00150649 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 11 x 230MM TITANIO
TI00150650 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 11 x 260MM TITANIO
TI00150651 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 12 x 200MM TITANIO
TI00150652 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 12 x 230MM TITANIO
TI00150653 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 12 x 260MM TITANIO
TI00150654 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 13 x 200MM TITANIO
TI00150655 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 13 x 230MM TITANIO
TI00150656 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 13 x 260MM TITANIO
TI00150657 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 13 x 290MM TITANIO
TI00150658 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 9 x 160MM TITANIO
TI00150659 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 9 x 180MM TITANIO
TI00150660 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 9 x 200MM TITANIO
TI00150661 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 10 X
300MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150662 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 10 X
350MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150663 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 11 X
150MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150664 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 11 X
150MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150665 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 11 X
200MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150666 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 11 X
250MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150667 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
150MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150668 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
150MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150669 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
200MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150670 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
200MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150671 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
250MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150672 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
250MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150673 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X
150MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150674 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X
150MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150675 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X
200MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150676 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X

200MM MULTIORIFICIOS TITANIO

TI00150677 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X 250MM 5 ORIFICIOS TITANIO

TI00150678 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X 250MM MULTIORIFICIOS TITANIO

TI00150679 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150680 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150681 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 11 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150682 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 11 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150683 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150684 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150685 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 12 X 210 MMX 130° TITANIO

TI00150686 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 12 X 210 MMX 135° TITANIO

TI00150687 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150688 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150689 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 14 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150690 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 14 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150691 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 14 X 210 MMX 130° TITANIO

TI00150692 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 14 X 210 MMX 135° TITANIO

TI00150693 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 16 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150694 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 16 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150695 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 16 X 210 MMX 130° TITANIO

TI00150696 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150697 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150698 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 340 MMX 135° DER. TITANIO

TI00150699 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 340 MMX 135° IZQ. TITANIO

TI00150700 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 340 MMX 135° TITANIO

TI00150701 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150702 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150703 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX 135° DER. TITANIO

TI00150704 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX 135° IZQ. TITANIO

TI00150705 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX 135° TITANIO

TI00150706 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150707 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150708 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX 135° DER. TITANIO

TI00150709 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX 135° IZQ. TITANIO

TI00150710 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX 135° TITANIO

TI00150711 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 x 400 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150712 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 400 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150713 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 400 MMX 135° DER. TITANIO

TI00150714 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 400 MMX 135° IZQ. TITANIO

TI00150715 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 x 420 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150716 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 x 420 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150717 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 420 MMX 135° IZQ. TITANIO

TI00150718 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 340 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150719 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150720 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 340 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150721 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 340 MMX 135° TITANIO
TI00150722 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150723 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 130°.IZQ TITANIO
TI00150724 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150725 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150726 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 135° TITANIO
TI00150727 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150728 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 x 380 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150729 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 380 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150730 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 380 MMX 135° TITANIO
TI00150731 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150732 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150733 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150734 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX 135° TITANIO
TI00150735 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 420 MM X 130° IZQ TITANIO
TI00150736 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 420 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150737 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 420 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150738 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 420 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150739 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150740 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150741 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 340 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150742 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 340 MMX 135° TITANIO
TI00150743 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150744 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX 130° IZQ TITANIO
TI00150745 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150746 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150747 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX 135° TITANIO
TI00150748 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150749 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150750 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150751 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150752 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX 135° TITANIO
TI00150753 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150754 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150755 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150756 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150757 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 420 MM X 130° IZQ TITANIO
TI00150758 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 420 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150759 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 420 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150760 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 420 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150761 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150762 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150763 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 13 X 340 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150764 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150765 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 360 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150766 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 360 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150767 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 X 360 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150768 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150769 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150770 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 X 400 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150771 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 420 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150772 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX 130° TITANIO
TI00150773 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX 135° TITANIO
TI00150774 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 11 X 180 MM X 125° TITANIO
TI00150775 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 11 X 180 MM X 130° TITANIO
TI00150776 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 11 X 180 MM X 135° TITANIO
TI00150777 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX 130° TITANIO
TI00150778 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX 135° TITANIO
TI00150779 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 130° TITANIO
TI00150780 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 130° TITANIO
TI00150781 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 135° TITANIO
TI00150782 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 135° TITANIO
TI00150783 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 14 x 180 MMX 135° TITANIO
TI00150784 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 16 x 180 MMX 130° TITANIO
TI00150785 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 16 X 180 MMX 135° TITANIO
TI00150786 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150787 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150788 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 10 x 420 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150789 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 340 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150790 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 340 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150791 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 360 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150792 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 360 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150793 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 380 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150794 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 380 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150795 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11X 400 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150796 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11X 400 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150797 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 12 X 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150798 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 12 X 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150799 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150800 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150801 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150802 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 360 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150803 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150804 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150805 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 420 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150806 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM TITANIO
TI00150807 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 260 MM TITANIO
TI00150808 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 270 MM TITANIO
TI00150809 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 280 MM TITANIO
TI00150810 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 285 MM TITANIO
TI00150811 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 300 MM TITANIO

TI00150812 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 315 MM TITANIO
TI00150813 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 320 MM TITANIO
TI00150814 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 330 MM TITANIO
TI00150815 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 360 MM TITANIO
TI00150816 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 380 MM TITANIO
TI00150817 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 400 MM TITANIO
TI00150818 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 420 MM TITANIO
TI00150819 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 440 MM TITANIO
TI00150820 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM TITANIO
TI00150821 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 210 MM TITANIO
TI00150822 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 220 MM TITANIO
TI00150823 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 230 MM TITANIO
TI00150824 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 240 MM TITANIO
TI00150825 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 260 MM TITANIO
TI00150826 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 285 MM TITANIO
TI00150827 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 300 MM TITANIO
TI00150828 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 315 MM TITANIO
TI00150829 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 320 MM TITANIO
TI00150830 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 330 MM TITANIO
TI00150831 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 340 MM TITANIO
TI00150832 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 345 MM TITANIO
TI00150833 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 360 MM TITANIO
TI00150834 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 380 MM TITANIO
TI00150835 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 400 MM TITANIO
TI00150836 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 420 MM TITANIO
TI00150837 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 345 MM TITANIO
TI00150838 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10MM X 415 MM TITANIO
TI00150839 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 210 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150840 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 220 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150841 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 230 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150842 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 245 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150843 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 260 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150844 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 270 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150845 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 280 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150846 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 285 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150847 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 300 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150848 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 315 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150849 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 320 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150850 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 330 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150851 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 335 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150852 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 340 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150853 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 345 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150854 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 360 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150855 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 340 MM TITANIO
TI00150856 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 345 MM TITANIO
TI00150857 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 8,00 MM TITANIO

TI00150858 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 270 MM TITANIO
TI00150859 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 280 MM TITANIO
TI00150860 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 220 MM TITANIO
TI00150861 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 240 MM TITANIO
TI00150862 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 260 MM TITANIO
TI00150863 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 270 MM TITANIO
TI00150864 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 285 MM TITANIO
TI00150865 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 300 MM TITANIO
TI00150866 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 315 MM TITANIO
TI00150867 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 320 MM TITANIO
TI00150868 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 330 MM TITANIO
TI00150869 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 345 MM TITANIO
TI00150870 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 360 MM TITANIO
TI00150871 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 10 MM X 285 MM TITANIO
TI00150872 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 10 MM X 300 MM TITANIO
TI00150873 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 10 MM X 330 MM TITANIO
TI00150874 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 10 MM X 345 MM TITANIO
TI00150875 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 10 MM X 360 MM TITANIO
TI00150876 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZO PUNTA ROSCADA C/CABEZAL P/ACERROJARLO x 280 MM TITANIO
TI00150877 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZO PUNTA ROSCADA C/CABEZAL P/ACERROJARLO x 300 MM TITANIO
TI00150878 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZO PUNTA ROSCADA C/CABEZAL P/ACERROJARLO x 320 MM TITANIO
TI00150879 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 260 MM TITANIO
TI00150880 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 280 MM TITANIO
TI00150881 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 300 MM TITANIO
TI00150882 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 320 MM TITANIO
TI00150883 CLAVO HUMERAL Ø 6 MM MACIZO X 200 MM TITANIO
TI00150884 CLAVO HUMERAL Ø 6 MM MACIZO X 220 MM TITANIO

TI00150885 CLAVO HUMERAL Ø 7 MM MACIZO X 200 MM TITANIO
TI00150886 CLAVO HUMERAL Ø 7 MM MACIZO X 220 MM TITANIO
TI00150887 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 180 MM TITANIO
TI00150888 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 200 MM. TITANIO
TI00150889 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 220 MM. TITANIO
TI00150890 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 240 MM TITANIO
TI00150891 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 260 MM TITANIO
TI00150892 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 280 MM TITANIO
TI00150893 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 180 MM TITANIO
TI00150894 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 200 MM TITANIO
TI00150895 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 220 MM TITANIO
TI00150896 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 240 MM TITANIO
TI00150897 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 260 MM TITANIO
TI00150898 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 280 MM TITANIO
TI00150899 CLAVO HUMERAL Ø 9 MM TITANIO
TI00150900 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 180 MM TITANIO
TI00150901 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 200 MM TITANIO
TI00150902 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 220 MM TITANIO
TI00150903 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 240 MM TITANIO
TI00150904 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 260 MM TITANIO
TI00150905 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 280 MM TITANIO
TI00150906 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 250 MM TITANIO
TI00150907 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 280 MM TITANIO
TI00150908 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 300 MM TITANIO
TI00150909 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 310 MM TITANIO
TI00150910 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 320 MM TITANIO
TI00150911 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 330 MM TITANIO
TI00150912 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 340 MM TITANIO
TI00150913 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 360 MM TITANIO
TI00150914 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 370 MM TITANIO
TI00150915 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 380 MM TITANIO
TI00150916 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 400 MM TITANIO
TI00150917 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 420 MM TITANIO
TI00150918 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 430 MM TITANIO
TI00150919 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 500 MM TITANIO
TI00150920 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 260 MM TITANIO
TI00150921 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 280 MM TITANIO
TI00150922 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 300 MM TITANIO
TI00150923 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 320 MM TITANIO
TI00150924 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 340 MM TITANIO
TI00150925 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 360 MM TITANIO
TI00150926 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 380 MM TITANIO
TI00150927 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 400 MM TITANIO
TI00150928 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 420 MM TITANIO
TI00150929 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 440 MM TITANIO
TI00150930 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 260 MM TITANIO

TI00150931 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 280 MM TITANIO
TI00150932 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 300 MM TITANIO
TI00150933 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 320 MM TITANIO
TI00150934 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 340 MM TITANIO
TI00150935 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 360 MM TITANIO
TI00150936 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 380 MM TITANIO
TI00150937 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 400 MM TITANIO
TI00150938 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 420 MM TITANIO
TI00150939 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 450 MM TITANIO
TI00150940 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 260 MM TITANIO
TI00150941 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 280 MM TITANIO
TI00150942 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 300 MM TITANIO
TI00150943 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 320 MM TITANIO
TI00150944 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 340 MM TITANIO
TI00150945 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 360 MM TITANIO
TI00150946 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 380 MM TITANIO
TI00150947 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 400 MM TITANIO
TI00150948 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 420 MM TITANIO
TI00150949 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 480 MM TITANIO
TI00150950 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 500 MM TITANIO
TI00150951 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 260 MM TITANIO
TI00150952 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 280 MM TITANIO
TI00150953 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 300 MM TITANIO
TI00150954 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 320 MM TITANIO
TI00150955 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 340 MM TITANIO
TI00150956 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 360 MM TITANIO
TI00150957 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 380 MM TITANIO
TI00150958 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 400 MM TITANIO
TI00150959 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 420 MM TITANIO
TI00150960 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 440 MM TITANIO
TI00150961 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 260 MM TITANIO
TI00150962 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 280 MM TITANIO
TI00150963 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 300 MM TITANIO
TI00150964 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 320 MM TITANIO
TI00150965 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 340 MM TITANIO
TI00150966 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 360 MM TITANIO
TI00150967 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 380 MM TITANIO
TI00150968 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 400 MM TITANIO
TI00150969 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 420 MM TITANIO
TI00150970 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 180 MM TITANIO
TI00150971 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 200 MM TITANIO
TI00150972 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 220 MM TITANIO
TI00150973 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 240 MM TITANIO
TI00150974 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 250 MM TITANIO
TI00150975 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 260 MM TITANIO
TI00150976 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 280 MM TITANIO

TI00150977 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 300 MM TITANIO
TI00150978 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 320 MM TITANIO
TI00150979 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 340 MM TITANIO
TI00150980 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 360 MM TITANIO
TI00150981 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 380 MM TITANIO
TI00150982 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 400 MM TITANIO
TI00150983 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 420 MM TITANIO
TI00150984 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 440 MM TITANIO
TI00150985 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 470 MM TITANIO
TI00150986 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 500 MM TITANIO
TI00150987 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 180 MM TITANIO
TI00150988 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 200 MM TITANIO
TI00150989 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 220 MM TITANIO
TI00150990 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 240 MM TITANIO
TI00150991 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 250 MM TITANIO
TI00150992 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 260 MM TITANIO
TI00150993 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 280 MM TITANIO
TI00150994 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 300 MM TITANIO
TI00150995 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 320 MM TITANIO
TI00150996 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 340 MM TITANIO
TI00150997 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 360 MM TITANIO
TI00150998 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 380 MM TITANIO
TI00150999 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 400 MM TITANIO
TI00151000 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 420 MM TITANIO
TI00151001 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 440 MM TITANIO
TI00151002 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 470 MM TITANIO
TI00151003 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 500 MM TITANIO
TI00151004 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 150 MM TITANIO
TI00151005 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 250 MM TITANIO
TI00151006 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 260 MM TITANIO
TI00151007 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 280 MM TITANIO
TI00151008 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 300 MM TITANIO
TI00151009 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 320 MM TITANIO
TI00151010 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 340 MM TITANIO
TI00151011 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 360 MM TITANIO
TI00151012 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 380 MM TITANIO
TI00151013 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 400 MM TITANIO
TI00151014 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 420 MM TITANIO
TI00151015 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 430 MM TITANIO
TI00151016 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 450 MM TITANIO
TI00151017 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 500 MM TITANIO
TI00151018 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 260 MM TITANIO
TI00151019 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 280 MM TITANIO
TI00151020 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 300 MM TITANIO
TI00151021 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 320 MM TITANIO
TI00151022 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 340 MM TITANIO

TI00151023 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 360 MM TITANIO
TI00151024 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 380 MM TITANIO
TI00151025 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 400 MM TITANIO
TI00151026 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 420 MM TITANIO
TI00151027 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 260 MM TITANIO
TI00151028 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 280 MM TITANIO
TI00151029 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 300 MM TITANIO
TI00151030 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 320 MM TITANIO
TI00151031 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 340 MM TITANIO
TI00151032 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 360 MM TITANIO
TI00151033 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 380 MM TITANIO
TI00151034 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 400 MM TITANIO
TI00151035 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 420 MM TITANIO
TI00151036 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 260 MM TITANIO
TI00151037 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 280 MM TITANIO
TI00151038 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 300 MM TITANIO
TI00151039 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 320 MM TITANIO
TI00151040 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 340 MM TITANIO
TI00151041 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 360 MM TITANIO
TI00151042 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 380 MM TITANIO
TI00151043 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 400 MM TITANIO
TI00151044 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 420 MM TITANIO
TI00151045 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 260 MM TITANIO
TI00151046 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 280 MM TITANIO
TI00151047 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 300 MM TITANIO
TI00151048 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 320 MM TITANIO
TI00151049 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 340 MM TITANIO
TI00151050 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 360 MM TITANIO
TI00151051 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 380 MM TITANIO
TI00151052 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 400 MM TITANIO
TI00151053 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 420 MM TITANIO
TI00151054 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 260 MM TITANIO
TI00151055 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 280 MM TITANIO
TI00151056 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 300 MM TITANIO
TI00151057 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 320 MM TITANIO
TI00151058 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 340 MM TITANIO
TI00151059 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 360 MM TITANIO
TI00151060 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 380 MM TITANIO
TI00151061 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 400 MM TITANIO
TI00151062 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 420 MM TITANIO
TI00151063 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 260 MM TITANIO
TI00151064 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 280 MM TITANIO
TI00151065 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 300 MM TITANIO
TI00151066 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 320 MM TITANIO
TI00151067 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 340 MM TITANIO
TI00151068 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 360 MM TITANIO

TI00151069 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 380 MM TITANIO
TI00151070 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 400 MM TITANIO
TI00151071 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 420 MM TITANIO
TI00151072 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 7 X 320 MM TITANIO
TI00151073 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 7 X 360 MM TITANIO
TI00151074 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 7 X 380 MM TITANIO
TI00151075 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 200 MM TITANIO
TI00151076 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 260 MM TITANIO
TI00151077 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 280 MM TITANIO
TI00151078 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 300 MM TITANIO
TI00151079 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 320 MM TITANIO
TI00151080 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 340 MM TITANIO
TI00151081 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 360 MM TITANIO
TI00151082 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 380 MM TITANIO
TI00151083 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 400 MM TITANIO
TI00151084 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 420 MM TITANIO
TI00151085 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 260 MM TITANIO
TI00151086 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 280 MM TITANIO
TI00151087 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 300 MM TITANIO
TI00151088 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 320 MM TITANIO
TI00151089 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 340 MM TITANIO
TI00151090 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 360 MM TITANIO
TI00151091 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 380 MM TITANIO
TI00151092 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 400 MM TITANIO
TI00151093 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 420 MM TITANIO
TI00151094 CLAVO MASTRAC Ø 10 MM X 600 MM TITANIO
TI00151095 CLAVO MASTRAC Ø 10 MM X 620 MM TITANIO
TI00151096 CLAVO MASTRAC Ø 10 MM X 740 MM TITANIO
TI00151097 CLAVO MASTRAC Ø 10 MM X 770 MM TITANIO
TI00151098 CLAVO MASTRAC Ø 10 MM X 800 MM TITANIO
TI00151099 CLAVO MASTRAC Ø 11 MM X 770 MM TITANIO
TI00151100 CLAVO MASTRAC Ø 11 MM X 800 MM TITANIO
TI00151101 CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 600 MM TITANIO
TI00151102 CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 620 MM TITANIO
TI00151103 CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 740 MM TITANIO
TI00151104 CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 770 MM TITANIO
TI00151105 CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 800 MM TITANIO
TI00151106 CLAVO MASTRAC TIBIAL 09 MM X 280 MM Y FEM. 11 MM X 360 MM LARGO TITANIO
TI00151107 CLAVO MASTRAC TIBIAL 09 MM X 380 MM Y FEM. 11 MM X 400 MM LARGO TITANIO
TI00151108 CLAVO MASTRAC TIBIAL 09 MM X 390 MM Y FEM. 11 MM X 410 MM LARGO TITANIO
TI00151109 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 210 MM Y FEM. 11 MM X 450 MM LARGO TITANIO
TI00151110 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 230 MM Y FEM. 14 MM X 470 MM LARGO TITANIO
TI00151111 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 250 MM Y FEM. 12 MM X 250 MM LARGO TITANIO
TI00151112 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 250 MM Y FEM. 13 MM X 500 MM LARGO TITANIO
TI00151113 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 270 MM Y FEM. 15 MM X 290 MM LARGO TITANIO
TI00151114 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 270 MM Y FEM. 15 MM X 310 MM LARGO TITANIO

TI00151115 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 280 MM Y FEM. 14 MM X 300 MM LARGO TITANIO
TI00151116 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 260 MM LARGO TITANIO
TI00151117 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 290 MM LARGO TITANIO
TI00151118 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X 360 MM TITANIO
TI00151119 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X 380 MM TITANIO
TI00151120 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 13 MM X 400 MM LARGO TITANIO
TI00151121 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 13 MM X 500 MM LARGO TITANIO
TI00151122 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 14 MM X 330 MM LARGO TITANIO
TI00151123 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 320 MM Y FEM. 11 MM X 320 MM LARGO TITANIO
TI00151124 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 375 MM Y FEM. 11 MM X 375 MM LARGO TITANIO
TI00151125 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 450 MM Y FEM. 12 MM X 330 MM LARGO TITANIO
TI00151126 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM Y FEM. 13 MM X 540 MM LARGO TITANIO
TI00151127 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM Y FEM. 13 MM X 590 MM LARGO TITANIO
TI00151128 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 200 MM Y FEM. 12,7 MM X 500 MM LARGO TITANIO
TI00151129 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 210 MM Y FEM. 13 MM X 400 MM LARGO TITANIO
TI00151130 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 250 MM Y FEM. 12,7 MM X 550 MM LARGO TITANIO
TI00151131 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 280 MM Y FEM. 14 MM X 370 MM LARGO TITANIO
TI00151132 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X 380 MM LARGO TITANIO
TI00151133 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X 400 MM LARGO TITANIO
TI00151134 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 300 MM Y FEM. 14 MM X 320 MM LARGO TITANIO
TI00151135 CLAVO MASTRAC TIBIAL 12 MM X 200 MM Y FEM. 14 MM X 500 MM LARGO TITANIO
TI00151136 CLAVO MASTRAC TIBIAL 12 MM x 250 MM Y FEM. 14 MM X 550 MM LARGO TITANIO
TI00151137 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 230 MM Y FEM. 9 MM X 330 MM LARGO TITANIO
TI00151138 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 250 MM Y FEM. 9 MM X 350 MM LARGO TITANIO
TI00151139 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 300 MM Y FEM. 10 MM X 220 MM LARGO TITANIO
TI00151140 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 300 MM Y FEM. 10 MM X 260 MM LARGO TITANIO
TI00151141 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 400 MM LARGO TITANIO
TI00151142 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 700 MM LARGO TITANIO
TI00151143 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 720 MM LARGO TITANIO
TI00151144 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 750 MM LARGO TITANIO
TI00151145 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 200 MM Y FEM. 10 MM X 190 MM LARGO TITANIO
TI00151146 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 200 MM Y FEM. 10 MM X 250 MM LARGO TITANIO
TI00151147 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 10 MM X 240 MM LARGO TITANIO
TI00151148 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 10 MM X 280 MM LARGO TITANIO
TI00151149 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 10 MM X 300 MM LARGO TITANIO
TI00151150 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 11 MM X 290 MM LARGO TITANIO
TI00151151 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 11 MM X 360 MM LARGO TITANIO
TI00151152 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 12 MM X 290 MM LARGO TITANIO
TI00151153 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 260 MM Y FEM. 11 MM X 350 MM LARGO TITANIO
TI00151154 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 260 MM Y FEM. 12 MM X 280 MM LARGO TITANIO
TI00151155 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 300 MM Y FEM. 10 MM X 290 MM LARGO TITANIO
TI00151156 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 320 MM LARGO TITANIO
TI00151157 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 380 MM LARGO TITANIO
TI00151158 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 350 MM Y FEM. 12 MM X 340 MM LARGO TITANIO
TI00151159 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 450 MM Y FEM. 11 MM X 330 MM LARGO TITANIO
TI00151160 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 12MM TITANIO

TI00151161 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 13MM TITANIO
TI00151162 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 15MM TITANIO
TI00151163 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 4,5MM TITANIO
TI00151164 ENDCAP P/ CLAVO HUMERAL TITANIO
TI00151165 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM TITANIO
TI00151166 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 30MM TITANIO
TI00151167 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 35MM TITANIO
TI00151168 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 40MM TITANIO
TI00151169 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 45MM TITANIO
TI00151170 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 50MM TITANIO
TI00151171 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 55MM TITANIO
TI00151172 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 60MM TITANIO
TI00151173 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 65MM TITANIO
TI00151174 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 70MM TITANIO
TI00151175 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 75MM TITANIO
TI00151176 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 80MM TITANIO
TI00151177 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 85MM TITANIO
TI00151178 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 90MM TITANIO
TI00151179 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 95MM TITANIO
TI00151180 ENDCAP S&N GAMA TITANIO
TI00151181 ENDCAP SY GAMA TITANIO
TI00151182 ENDCAP SY GAMA X 340 MM IZQ TITANIO
TI00151183 ENDCAP SY GAMA X 360 MM IZQ TITANIO
TI00151184 ENDCAP SY GAMA X 380 MM IZQ TITANIO
TI00151185 GE CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 MM TITANIO
TI00151186 GE CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 MM TITANIO
TI00151187 GE CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9MM TITANIO
TI00151188 GE CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 MM X 130° DER. TITANIO
TI00151189 GE CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00151190 GE TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA TITANIO
TI00151191 GE TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA TITANIO
TI00151192 PERNO DE BLOQUEO SY GAMA TITANIO
TI00151193 SEGURO PARA CLAVO END. GAMA Ø 8MM P/BLOQ. DE CEFÀLICO TITANIO
TI00151194 SET DE CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR TITANIO
TI00151195 TAMBOR P/ DESLIZANTE GAMA DIAM. 13MM TITANIO
TI00151196 TAMBOR P/ DESLIZANTE S&N GAMA TITANIO
TI00151197 TAMBOR P/ DESLIZANTE SY GAMA TITANIO
TI00151198 TORNILLO BLOQUEO P/TAMBOR GAMA DIAM. 10MM TITANIO
TI00151199 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 100 MM
TITANIO
TI00151200 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 105 MM
TITANIO
TI00151201 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 110 MM
TITANIO
TI00151202 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 115 MM
TITANIO

TI00151203 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 120 MM
TITANIO

TI00151204 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 125 MM
TITANIO

TI00151205 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 130 MM
TITANIO

TI00151206 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 135 MM
TITANIO

TI00151207 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 140 MM
TITANIO

TI00151208 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 145 MM
TITANIO

TI00151209 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 150 MM
TITANIO

TI00151210 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 30 M TITANIO

TI00151211 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 40 MM
TITANIO

TI00151212 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 45 MM
TITANIO

TI00151213 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 50 MM
TITANIO

TI00151214 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 55 MM
TITANIO

TI00151215 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 60 MM
TITANIO

TI00151216 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 65 MM
TITANIO

TI00151217 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 70 MM
TITANIO

TI00151218 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 75 MM
TITANIO

TI00151219 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 80 MM
TITANIO

TI00151220 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 85 MM
TITANIO

TI00151221 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 90 MM
TITANIO

TI00151222 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 95 MM
TITANIO

TI00151223 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 MM TITANIO

TI00151224 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 30 MM TITANIO

TI00151225 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 35 MM TITANIO

TI00151226 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 40 MM TITANIO

TI00151227 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 45 MM TITANIO

TI00151228 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 50 MM TITANIO

TI00151229 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 55 MM TITANIO

TI00151230 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 60 MM TITANIO
TI00151231 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 MM TITANIO
TI00151232 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 12 MM TITANIO
TI00151233 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 14 MM TITANIO
TI00151234 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 16 MM TITANIO
TI00151235 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 18 MM TITANIO
TI00151236 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 20 MM TITANIO
TI00151237 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 22 MM TITANIO
TI00151238 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 24 MM TITANIO
TI00151239 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 26 MM TITANIO
TI00151240 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 28 MM TITANIO
TI00151241 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 30 MM TITANIO
TI00151242 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 32 MM TITANIO
TI00151243 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 34 MM TITANIO
TI00151244 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 36 MM TITANIO
TI00151245 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 38 MM TITANIO
TI00151246 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 40 MM TITANIO
TI00151247 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 42 MM TITANIO
TI00151248 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 44 MM TITANIO
TI00151249 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 46 MM TITANIO
TI00151250 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 48 MM TITANIO
TI00151251 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 50 MM TITANIO
TI00151252 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 52 MM TITANIO
TI00151253 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 54 MM TITANIO
TI00151254 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 56 MM TITANIO
TI00151255 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 58 MM TITANIO
TI00151256 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 60 MM TITANIO
TI00151257 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 66 MM TITANIO
TI00151258 TORNILLO DE TENSION GAMA TITANIO
TI00151259 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 100 MM TITANIO
TI00151260 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 105 MM TITANIO
TI00151261 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 110 MM TITANIO
TI00151262 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 115 MM TITANIO
TI00151263 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 120 MM TITANIO
TI00151264 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 125 MM TITANIO
TI00151265 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 130 MM TITANIO
TI00151266 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 135 MM TITANIO
TI00151267 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 140 MM TITANIO
TI00151268 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 145 MM TITANIO
TI00151269 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 150 MM TITANIO
TI00151270 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 50 MM TITANIO
TI00151271 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 55 MM TITANIO
TI00151272 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 60 MM TITANIO
TI00151273 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 65 MM TITANIO
TI00151274 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 70 MM TITANIO
TI00151275 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 75 MM TITANIO

TI00151276 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 80 MM TITANIO
TI00151277 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 85 MM TITANIO
TI00151278 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 90 MM TITANIO
TI00151279 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 95 MM TITANIO
TI00151280 TORNILLO DYNAMED CORTICAL TITANIO
TI00151281 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 25 MM TITANIO
TI00151282 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 30 MM TITANIO
TI00151283 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 35 MM TITANIO
TI00151284 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 40 MM TITANIO
TI00151285 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 45 MM TITANIO
TI00151286 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 50 MM TITANIO
TI00151287 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 55 MM TITANIO
TI00151288 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 60 MM TITANIO
TI00151289 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 65 MM TITANIO
TI00151290 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 40 MM TITANIO
TI00151291 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 45 MM TITANIO
TI00151292 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 50 MM TITANIO
TI00151293 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 55 MM TITANIO
TI00151294 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 60 MM TITANIO
TI00151295 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 65 MM TITANIO
TI00151296 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA TITANIO
TI00151297 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 MM TITANIO
TI00151298 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 18 MM TITANIO
TI00151299 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 20 MM TITANIO
TI00151300 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 22 MM TITANIO
TI00151301 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 24 MM TITANIO
TI00151302 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 25 MM TITANIO
TI00151303 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 26 MM TITANIO
TI00151304 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 28 MM TITANIO
TI00151305 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 30 MM TITANIO
TI00151306 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 32 MM TITANIO
TI00151307 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 34 MM TITANIO
TI00151308 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 35 MM TITANIO
TI00151309 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 36 MM TITANIO
TI00151310 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 38 MM TITANIO
TI00151311 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 40 MM TITANIO
TI00151312 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 42 MM TITANIO
TI00151313 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 44 MM TITANIO
TI00151314 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 45 MM TITANIO
TI00151315 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 50 MM TITANIO
TI00151316 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 55 MM TITANIO
TI00151317 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 60 MM TITANIO
TI00151318 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 65 MM TITANIO
TI00151319 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 70 MM TITANIO
TI00151320 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 75 MM TITANIO
TI00151321 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 80 MM TITANIO

TI00151322 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 85 MM TITANIO
TI00151323 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 90 MM TITANIO
TI00151324 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 MM TITANIO
TI00151325 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 18 MM TITANIO
TI00151326 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 20 MM TITANIO
TI00151327 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 22 MM TITANIO
TI00151328 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 24 MM TITANIO
TI00151329 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 26 MM TITANIO
TI00151330 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 28 MM TITANIO
TI00151331 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 30 MM TITANIO
TI00151332 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 32 MM TITANIO
TI00151333 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 34 MM TITANIO
TI00151334 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 36 MM TITANIO
TI00151335 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 38 MM TITANIO
TI00151336 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 40 MM TITANIO
TI00151337 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 42 MM TITANIO
TI00151338 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 44 MM TITANIO
TI00151339 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 X 46 MM TITANIO
TI00151340 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 X 55 MM TITANIO
TI00151341 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 X 60 MM TITANIO
TI00151342 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 100 MM TITANIO
TI00151343 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 MM TITANIO
TI00151344 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 20 MM TITANIO
TI00151345 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 25 MM TITANIO
TI00151346 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 30 MM TITANIO
TI00151347 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 35 MM TITANIO
TI00151348 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 40 MM TITANIO
TI00151349 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 45 MM TITANIO
TI00151350 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 50 MM TITANIO
TI00151351 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 55 MM TITANIO
TI00151352 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 60 MM TITANIO
TI00151353 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 65 MM TITANIO
TI00151354 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 70 MM TITANIO
TI00151355 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 75 MM TITANIO
TI00151356 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 80 MM TITANIO
TI00151357 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 85 MM TITANIO
TI00151358 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 90 MM TITANIO
TI00151359 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 95 MM TITANIO
TI00151360 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 5 X 15 MM TITANIO
TI00151361 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 MM TITANIO
TI00151362 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 100 MM TITANIO
TI00151363 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 30 MM TITANIO
TI00151364 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 35MM TITANIO
TI00151365 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 40 MM TITANIO
TI00151366 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 45 MM TITANIO
TI00151367 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 50 MM TITANIO

TI00151368 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 55 MM TITANIO
TI00151369 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 60 MM TITANIO
TI00151370 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 65 MM TITANIO
TI00151371 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 70 MM TITANIO
TI00151372 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 75 MM TITANIO
TI00151373 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 80 MM TITANIO
TI00151374 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 85 MM TITANIO
TI00151375 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 90 MM TITANIO
TI00151376 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 95 MM TITANIO
TI00151377 TORNILLOS DE BLOQUEO CLAVO RETRÓGRADO S & N DIAM 5 MM 70 MM TITANIO
TI27880159 TAPÓN P/CLAVO DE TIBIA Y FÉMUR Ø 8 MM
TI32100400 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO
TI32100420 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 20MM
TI32100422 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 22MM
TI32100424 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 24MM
TI32100426 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 26MM
TI32100428 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 28MM
TI32100430 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 30MM
TI32100432 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 32MM
TI32100434 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 34MM
TI32100436 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 36MM
TI32100438 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 38MM
TI32100440 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 40MM
TI32100442 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 42MM
TI32100444 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 44MM
TI32100446 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 46MM
TI32100448 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 48MM
TI32100450 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 50MM
TI32100452 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 52MM
TI32100454 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 54MM
TI32100456 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 56MM
TI32100458 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 58MM
TI32100460 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 60MM
TI33207180 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 180 MM
TI33207200 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 200 MM
TI33207220 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 220 MM
TI33207225 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 225 MM
TI33207240 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 240 MM
TI33207255 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 255 MM
TI33207260 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 260 MM
TI33207270 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 270 MM
TI33207280 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 280 MM
TI33207285 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 285 MM
TI33207300 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 300 MM
TI33207315 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 315 MM
TI33207330 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 330 MM

TI33207345 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 345 MM
TI33207360 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 360 MM
TI33207380 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 380 MM
TI33207400 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 400 MM
TI33207420 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 420 MM
TI33208180 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 180 MM
TI33208200 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 200 MM
TI33208220 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 220 MM
TI33208225 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 225 MM
TI33208240 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 240 MM
TI33208255 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 255 MM
TI33208260 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 260 MM
TI33208270 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 270 MM
TI33208280 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 280 MM
TI33208285 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 285 MM
TI33208300 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 300 MM
TI33208315 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 315 MM
TI33208330 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 330 MM
TI33208345 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 345 MM
TI33208360 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 360 MM
TI33208380 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 380 MM
TI33208400 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 400 MM
TI33208410 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA Ø 8,00 MM TI
TI33208420 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 420 MM
TI33209180 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 180 MM
TI33209200 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 200 MM
TI33209220 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 220 MM
TI33209225 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 225 MM
TI33209240 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 240 MM
TI33209255 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 255 MM
TI33209260 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 260 MM
TI33209270 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 270 MM
TI33209280 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 280 MM
TI33209285 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 285 MM
TI33209300 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 300 MM
TI33209315 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 315 MM
TI33209330 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 330 MM
TI33209345 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 345 MM
TI33209360 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 360 MM
TI33209380 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 380 MM
TI33209400 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 400 MM
TI33209420 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 420 MM
TI33219500 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEM. 10 MM X 500 MM LARGO TI
TI33219550 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEM. 10 MM X 550 MM LARGO TI
TI33219640 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEM. 10 MM X 640 MM LARGO TI
TI33600000 GE CLAVO PENTAFLEX (CUBITO-RADIO)

TI33600001 ENDCAP P/ CLAVOS PENTA-FLEX ROSCA INT. Y EXT.TI
TI33601000 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) TI
TI33601190 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 190 MMTI
TI33601210 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 210MM TI
TI33601230 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 230MM TI
TI33601250 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 250MM TI
TI33601270 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 270 MM TI
TI33601290 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 290MM TI
TI33602000 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) TI
TI33602190 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 190MM TI
TI33602210 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 210MM TI
TI33602230 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 230MM TI
TI33602250 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 250MM TI
TI33602270 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 270MM TI
TI33602290 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 290MM TI
TI34201428 SEGURO P/ CLAVO MASTRAC 1/4 x 28 TI
ti44208225 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 225 MM
ti44208235 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 235 MM
ti44208240 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 240 MM
ti44208255 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 255 MM
ti44208270 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 270 MM
ti44208285 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 285 MM
ti44208300 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 300 MM
ti44208315 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 315 MM
ti44208330 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 330 MM
ti44208345 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 345 MM
ti44208360 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 360 MM
ti44209225 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 225 MM
ti44209240 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 240 MM
ti44209255 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 255 MM
ti44209270 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 270 MM
ti44209285 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 285 MM
ti44209300 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 300 MM
ti44209315 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 315 MM
ti44209330 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 330 MM
ti44209345 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 345 MM
ti44209360 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 360 MM
TI92210000 SET TORNILLOS PIN ROSCADOS SHINTES TI

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

- Fracturas conminutas, en espiral, largas, oblicuas y segmentarias.
- Fracturas simples diafisarias, para reducir y fijar la fractura de huesos largos.
- Politraumatismos.

- Fracturas múltiples.
- Reconstrucción post resección de tumores e injertos.
- Alargamiento o acortamiento de huesos.
- Fracturas subtrocantericas, fracturas intertrocantericas y fracturas ipsilaterales del eje/cuello femoral.

Período de vida útil: 5 AÑOS

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NO CORRESPONDE

Forma de presentación: INDIVIDUAL.

Método de esterilización: ÓXIDO DE ETILENO

Nombre del fabricante:

PRIMA IMPLANTES S.A.

Lugar de elaboración:

BV DE LOS POLACOS 6751. CIUDAD DE CORDOBA. PROVINCIA DE CORDOBA. ARGENTINA
AV BELGRANO 3931. CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO. PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
ESTERO. ARGENTINA.

Expediente N° 1-0047-3110-005498-21-1

N° Identificador Trámite: 32090

AM

SISTEMA DE ENDOMEDULARES TITANIO

Fabrica: PRIMA IMPLANTES S.A.
BV. DE LOS POLACOS N° 6751 CÓRDOBA
BELGRANO SUR N° 3931 SGO DEL ESTERO.

Producto: NOMBRE DEL PRODUCTO-SISTEMA DE ENDOMEDULARES TITANIO-CÓDIGO DE PRODUCTO

Marca: ORIGINAL PRIMA / OPLYMPIA

PRODUCTO ESTÉRIL


Lote: XXXXX

VTO: MES AÑO

METODO: ETO- FECHA 000000

DE UN SOLO USO

Almacenamiento:



T° Max. 50°C - Humedad
Max. 100%


NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTA DAÑADO

R.T. JUAN JOSE JUAREZ MP 7364 (CBA)
RT. JOSÉ LECUONA MP 186 (SGO)

AUTORIZADO POR LA ANMAT. PM-917-24
FABRICADO EN ARGENTINA

Condición de Uso: "USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"

Firmas:



PRIMA
IMPLANTES
JUAN JOSE JUAREZ
FARMACÉUTICO
M.P.: 7364
DIRECCIÓN TÉCNICA



PRIMA IMPLANTES S.A.

DR. CARLOS A. TARRAUBELLA
PRESIDENTE



ANEXO III B
INSTRUCCIONES DE USO

**SISTEMA DE
ENDOMEDULARES
TITANIO
PM-917-24**

SISTEMA DE ENDOMEDULARES TITANIO

Producto: NOMBRE DEL PRODUCTO- SISTEMA DE ENDOMEDULARES TITANIO-CÓDIGO DE PRODUCTO

Lote: XXXXX

Fabrica: PRIMA IMPLANTES S.A.
BV. DE LOS POLACOS N° 6751. CÓRDOBA.
BELGRANO SUR N° 3931 SGO DEL ESTERO.

Almacenamiento:



T° Max. 50°C - Humedad
Max. 100%

Esterilización (SI CORRESPONDE): ESTERIL/NO ESTERIL

PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO

NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTA DAÑADO

METODO: ETO- FECHA 000000

Dirección Técnica:

R.T. JUAN JOSE JUAREZ MP 7364 (CBA)
RT. JOSÉ LECUONA MP 186 (SGO)

AUTORIZADO POR LA ANMAT. PM-917-24
FABRICADO EN ARGENTINA

Condición de Uso: "USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"


INSTRUCTIVO

Indicaciones

El Sistema de Endomedulares Titanio de la empresa PRIMA IMPLANTES S.A tiene objetivo sostener fracturas de huesos para su consolidación, se emplean en fractura de fémur, tibia, húmero, radio y cúbito. La razón más frecuente de colocar una prótesis de este tipo es eliminar el dolor y la incapacidad que causa una fractura severa del hueso.

Estos implantes se utilizan cuando el paciente ha sufrido alguna de las siguientes lesiones:

Firmas:


PRIMA IMPLANTES
JUAN JOSE JUAREZ
FARMACÉUTICO
M.P.: 7364
DIRECCIÓN TÉCNICA


PRIMA IMPLANTES S.A.

DR. CARLOS A. TARRAUBELLA
PRESIDENTE

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.
Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigida, no debiendo divulgarse su contenido

- Fracturas conminutas, en espiral, largas, oblicuas y segmentarias.
- Fracturas simples diafisarias, para reducir y fijar la fractura de huesos largos.
- Politraumatismos.
- Fracturas múltiples.
- Reconstrucción post resección de tumores e injertos.
- Alargamiento o acortamiento de huesos.
- Fracturas subtrocantericas, fracturas intertrocantericas y fracturas ipsilaterales del eje/cuello femoral.


Advertencias

- Para poder garantizar su correcto funcionamiento, los implantes deben ser colocados por profesionales altamente capacitados y en condiciones asépticas.
- La implantación debe llevarse a cabo utilizando el instrumental quirúrgico correspondiente, provisto por PRIMA IMPLANTES S.A. y registrado en A.N.M.A.T. como PM-917-38 CAJA E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE ENDOMEDULARES. La utilización de cualquier otro instrumento no provisto por PRIMA IMPLANTES, puede dar lugar a una incorrecta implantación, pudiendo afectar la vida útil de los componentes protésicos.
- El instrumental debe ser esterilizado en el nosocomio por Óxido de Etileno o Vapor de agua.
- Si la indicación del médico respecto a las medidas o tipo de implante, no han sido las correctas, o hubiese una mala colocación del implante, esto disminuirá considerablemente la funcionalidad del mismo.
- Todas las prótesis necesitan de una secuencia de montaje conforme a técnica quirúrgica correspondiente. El conocimiento de la misma es de entera responsabilidad del cirujano y su personal.
- El personal que auxilia en la cirugía (instrumentistas, enfermeras, etc.) deberá estar familiarizado con el procedimiento de apertura del embalaje de una prótesis esterilizada, para no correr riesgos de contaminación microbiana.
- Dicho procedimiento deberá ser seguido de un período de supervisión postoperatoria
- Los implantes quirúrgicos no deben utilizarse más de una vez.
- No utilizar el producto si el embalaje estuviera dañado o hubiera sido violado, el producto deberá ser descartado en estos casos.
- Durante el acto quirúrgico, el cirujano no debe usar fuerza excesiva para evitar dañar la superficie del producto, pues puede comprometer el desempeño del dispositivo.

Advertencias al paciente

El cuidado y la supervisión postoperatorios son indispensables. El implante se puede aflojar, desplazar, doblar o quebrar si se lo somete a soportar peso o cargas, a actividades muy intensas o lesiones traumáticas. El cirujano tratante debe advertir al paciente de la necesidad de limitar sus actividades de la manera correspondiente. La limitación de las actividades físicas puede ser particular a cada paciente y éste debe ser advertido que no cumplir con las instrucciones postoperatorias, podría dar lugar a las complicaciones antes explicadas. Además, el paciente deberá ser advertido, antes de la intervención, de los riesgos generales de la cirugía y de posibles efectos adversos.

Firmas:


PRIMA
IMPLANTES
JUAN JOSÉ JUÁREZ
FARMACÉUTICO
M.P.: 7364
DIRECCIÓN TÉCNICA

PRIMA IMPLANTES S.A. 9

CARLOS A. TARRABELLA
PRESIDENTE

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.

Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigida, no debiendo divulgarse su contenido

Efectos secundarios y/o adversos

- Con todas las implantaciones puede ocurrir de manera asintomática, localizada y progresiva, una reabsorción ósea (osteólisis) alrededor de los componentes protésicos como consecuencia de una reacción de cuerpo extraño frente a las partículas de desgaste. Las partículas se generan por la interacción entre los componentes, como así también entre los componentes protésicos y el hueso; en primer lugar por los mecanismos de desgaste como adhesión, abrasión y fatiga. En segundo lugar pueden generarse por el desgaste de un tercer cuerpo. La osteólisis puede llevar a una futura complicación siendo necesario retirar y reemplazar los componentes protésicos.
- La fractura del implante puede ocurrir como resultado de un trauma, actividad extenuante, alineación inapropiada o tiempo de implantación..
- Infección post-quirúrgica aguda de la herida, posterior sepsis en la profundidad de la herida y/o sinovitis de grado bajo. Neuropatías periféricas luego de cirugías. Daño nervioso subclínico puede ser resultado de trauma quirúrgico. Daño nervioso temporal o permanente puede dar como resultado dolor post-quirúrgico. Daño nervioso temporal o permanente puede resultar en dolor o adormecimiento del miembro afectado.
- Hematoma en la herida, enfermedad tromboembólica incluyendo trombosis venosa, embolia pulmonar o infarto del miocardio.
- Miositis osificante. Osificación o calcificación periarticular, con o sin impedimento de movilidad.
- Ampollas en la piel o curación tardía de la herida.
- Reacciones alérgicas o de sensibilidad al metal. Implantes de materiales externos al cuerpo, pueden generar en los tejidos respuestas histológicas por macrófagos y fibroblastos.
- Daño en vasos sanguíneos.
- La ausencia o retardo en la consolidación de la fractura puede ocasionar la ruptura del implante;
- Intolerancia o hipersensibilidad a los materiales de fabricación o reacción de cuerpo extraño.
- Dolores o molestias debido al producto.
- Daños en los tejidos, provocado por la cirugía.
- Necrosis ósea o de tejido blandos.
- Curación inadecuada.

Algunos de estos efectos adversos pueden requerir una nueva cirugía, la remoción del implante y la posterior implantación de un nuevo implante.


Contraindicaciones

En general, los componentes protésicos requieren huesos con soporte adecuado para la correcta fijación y funcionalidad. El uso de componentes protésicos está contraindicado cuando una condición patológica puede reducir la calidad o fuerza del hueso que hace de soporte a la prótesis. Algunas contraindicaciones son relativas a la extensión y severidad de las condiciones y los beneficios de una implantación debe ser considerados basándose en la evaluación general del paciente y la posibilidad de un tratamiento alternativo. Ejemplos de la situación descrita incluyen: osteoporosis, osteomalacia, osteogénesis imperfecta o hipofosfatemia.

Otras contraindicaciones incluyen:

- Condiciones que limitan suministro de sangre al hueso o la articulación;
- Infección sistémica o local, o infección intrarticular previa;

Firmas:


PRIMA
IMPLANTES
FARMACÉUTICO
M.P.: 7364
DIRECCIÓN TÉCNICA


PRIMA IMPLANTES S.A.
DR CARLOS A. TARRABELLA
PRESIDENTE

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.

Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigida, no debiendo divulgarse su contenido

- Examinación previa con alta dosis de radiación,
- Condiciones psicológicas o neurológicas que interfieran con la habilidad del paciente para cumplir con las restricciones de actividad física;
- Inmadurez del esqueleto;
- Condiciones o actividades que pueden representar una carga excesiva a los componentes, tales como: obesidad; musculo, tendones y ligamentos deficientes.
- Condiciones que tienden a incrementar las cargas puestas sobre los implantes, tales como edad, peso y nivel de actividad, lo que es incompatible con resultados satisfactorios a largo plazo.

Condiciones que ponen en riesgo el buen funcionamiento del implante

Los siguientes factores pueden ser relevantes para el éxito del procedimiento:

- El peso del paciente. Un paciente obeso puede exponer a la prótesis a un incremento en las cargas que soporta, lo que puede terminar en una falla del dispositivo o pérdida de la fijación. El riesgo incrementa mientras menor es el tamaño de la prótesis y mayor el peso del paciente.
- El tipo y nivel de actividad o trabajo del paciente pueden afectar la durabilidad de los componentes. Si la ocupación o actividad del paciente incluyen significantes cargas de impacto, el esfuerzo puede causar la falla del implante o falla en la fijación del dispositivo al hueso. Altos niveles de actividad física con el tiempo pueden acelerar el proceso de desgaste normal que ocurre en la superficie de las prótesis articulares.
- Enfermedad mental, o dependencia de sustancias tienden a reducir el cumplimiento de las precauciones o limitaciones de actividad física, lo que puede derivar en la falla del implante u otras complicaciones.
- Sensibilidad a algún material. Los pacientes deben ser advertidos de los materiales que componen los dispositivos. Si se sospecha sensibilidad, se deberán realizar test preoperatorios.
- En el caso de que el implante falle después de haber sido colocado, el mismo deberá ser explantado en presencia de personal autorizado por el fabricante. Se deberá también mediar la recolección de pruebas para el análisis de la falla por parte del fabricante; los mismos podrán ser: radiografías, historias clínicas, fotografías o filmaciones, o cualquier otra prueba que sea de utilidad para comprobar y estudiar la falla.

Precauciones

- El paciente debe ser informado por el médico, de los riesgos potenciales y efectos adversos debido a la implantación de la prótesis.
- El paciente debe ser advertido de las limitaciones en su actividad
- El paciente deberá informar al médico sobre cualquier cambio que observe en el miembro intervenido.
- El paciente debe informar a su médico ante cualquier tratamiento o examen médico que deba realizarse, que posee una prótesis implantada.
- Se recomiendan al paciente verificaciones periódicas, a criterio del cirujano, para evaluar el estado de la prótesis implantada.
- Se debe prestar especial cuidado a los componentes embebidos en cemento óseo para asegurar su soporte y prevenir tensiones que puedan llevar a la falla del procedimiento. Durante el fraguado del cemento se debe tener especial cuidado con no mover los componentes del implante.
- La apertura del embalaje de estos productos debe ser realizada en la sala del centro

Firmas:


PRIMA
IMPLANTES
JUAN JOSÉ JUÁREZ
FARMACÉUTICO
M.P.: 7364
DIRECCIÓN TÉCNICA


PRIMA IMPLANTES S.A.
CARLOS A. TARRAUBELLA
PRESIDENTE

El presente documento contiene información propiedad de **PRIMA IMPLANTES S.A.**

Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigida, no debiendo divulgarse su contenido



ANEXO III B
INSTRUCCIONES DE USO

SISTEMA DE
ENDOMEDULARES
TITANIO
PM-917-24

quirúrgico, utilizando guantes estériles, y por instrumentador capacitado.

Almacenamiento

Las prótesis deben almacenarse en un lugar limpio, teniendo en cuenta las condiciones de temperatura y humedad dispuestas en rótulos (T° Max. 50°C - Humedad Max. 100%) y resguardadas de los roces para evitar cualquier deterioro de los envases

Formas de Presentación del producto

Los productos pueden presentarse:

- Estériles en forma individual en envases de doble papel pouch conteniendo rótulo reglamentario y grabado laser, número de lote, fecha de vencimiento e instrucciones de uso. Envoltorio de polietileno y envase secundario adecuado al tamaño del implante; este último contiene además tarjeta de implante, cuatro rótulos para su trazabilidad y las instrucciones de uso.

El proceso de esterilización es llevado a cabo por una empresa tercerizada, empleando el método de esterilización de óxido de etileno (ETO).

El proceso se encuentra validado. NO está permitida la reesterilización/reuso de ninguno de estos productos.

- No estéril, en cuyo caso se recomienda la esterilización por óxido de etileno o calor húmedo. No se recomienda esterilización por calor seco.

Se entregan en cajas de cirugía en condiciones óptimas para proceder a su esterilización en el nosocomio.

Vida útil

La vida útil de los productos del sistema de endomedulares está determinada por la duración de su condición de estéril, la cual está comprobada para 5 años luego de su esterilización.

Los productos no estériles no poseen fecha de finalización de vida útil.

Instrumental

Los implantes son acompañados de caja quirúrgica con instrumental fabricado o provisto por **PRIMA IMPLANTES S.A.** registrados en la A.N.M.A.T. como PM-917-38 CAJA E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE ENDOMEDULARES

Dicho material debe ser esterilizado en el nosocomio con la rutina anteriormente mencionada.

Atención al cliente


ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTENOS:

Tel y Fax: (54) (03543) 404155 / 404119 / 404125 / 404121

E-mail: info@primaimplant.es

Página Web: www.primaimplant.es

Firmas:


PRIMA
IMPLANTES
JUAN JOSE JUAREZ
FARMACÉUTICO
M.P.: 7364
DIRECCIÓN TÉCNICA


PRIMA IMPLANTES S.A.
DR. CARLOS A. TARRUBELLA
PRESIDENTE

El presente documento contiene información propiedad de **PRIMA IMPLANTES S.A.**

Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigida, no debiendo divulgarse su contenido



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: rot, e, inst, de uso-PRIMA IMPLANTES S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.03.30 23:37:56 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.03.30 23:37:57 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-005498-21-1

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº 1-0047-3110-005498-21-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por PRIMA IMPLANTES S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 917-24

Nombre descriptivo: SISTEMA DE ENDOMEDULARES TITANIO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
12-833 - Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Fracturas.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ORIGINAL PRIMA/OLYMPIA

Modelos:

TI00090001 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,0 X 180MM

TI00090002 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,0 X 200MM
TI00090003 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,0 X 220MM
TI00090004 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,0 X 240MM
TI00090005 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,0 X 260MM
TI00090006 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,0 X 280MM
TI00090007 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 180MM
TI00090008 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 200MM
TI00090009 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 220MM
TI00090010 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 240MM
TI00090011 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 260MM
TI00090012 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 7,5 X 280MM
TI00090013 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 180MM
TI00090014 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 200MM
TI00090015 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 220MM
TI00090016 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 240MM
TI00090017 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 260MM
TI00090018 CLAVO MULTIPERDORADO DE HUMERO CANULADO CLHI ϕ 8,0 X 280MM
TI00090019 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 20 MM
TI00090020 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 24 MM
TI00090021 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 28 MM
TI00090022 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 32 MM
TI00090023 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 36 MM
TI00090024 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 40 MM
TI00090025 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 44 MM
TI00090026 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 48 MM
TI00090027 TORNILLO DE BLOQUEO CLHI ϕ 4,0 X 52 MM
TI00090028 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 170 MM
TI00090029 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 200 MM
TI00090030 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 240 MM
TI00090031 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 170 MM
TI00090032 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 200 MM
TI00090033 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 240 MM
TI00090034 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 170 MM
TI00090035 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 200 MM
TI00090036 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 240 MM
TI00090037 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 12 X 170 MM
TI00090038 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 12 X 200 MM
TI00090039 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 12 X 240 MM
TI00090040 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 300 MM IZQUIERDO
TI00090041 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090042 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090043 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 420 MM IZQUIERDO
TI00090044 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 300 MM IZQUIERDO
TI00090045 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090046 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090047 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 420 MM IZQUIERDO

TI00090048 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 300 MM IZQUIERDO
TI00090049 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090050 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090051 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 420 MM IZQUIERDO
TI00090052 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 300 MM DERECHO
TI00090053 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 340 MM DERECHO
TI00090054 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 380 MM DERECHO
TI00090055 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 9 X 420 MM DERECHO
TI00090056 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 300 MM DERECHO
TI00090057 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 340 MM DERECHO
TI00090058 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 380 MM DERECHO
TI00090059 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 10 X 420 MM DERECHO
TI00090060 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 300 MM DERECHO
TI00090061 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 340 MM DERECHO
TI00090062 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 380 MM DERECHO
TI00090063 CLAVO ENDOMEDULAR CLFI ϕ 11 X 420 MM DERECHO
TI00090064 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 70 MM
TI00090065 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 75 MM
TI00090066 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 80 MM
TI00090067 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 85 MM
TI00090068 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 90 MM
TI00090069 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 95 MM
TI00090070 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 100 MM
TI00090071 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 105 MM
TI00090072 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 110 MM
TI00090073 TORNILLO CEFALICO PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 115 MM
TI00090074 END CAP PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 0MM
TI00090075 END CAP PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 5MM
TI00090076 END CAP PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 10MM
TI00090077 END CAP PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 15MM
TI00090078 END CAP PARA CLAVO ENDOMEDULAR CLFI 18MM
TI00090079 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 25 MM
TI00090080 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 30 MM
TI00090081 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 35 MM
TI00090082 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 40 MM
TI00090083 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 45 MM
TI00090084 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 50 MM
TI00090085 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 55 MM
TI00090086 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 60 MM
TI00090087 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 65 MM
TI00090088 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 70 MM
TI00090089 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 75 MM
TI00090090 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 80 MM
TI00090091 TORNILLO BLOQUEADO CLFI ϕ 4,8 X 85 MM
TI00090092 CLAVO ENDOMEDULAR MULTIFORADO DE FEMUR CLFMI ϕ 9 X 320 IZQUIERDO
TI00090093 CLAVO ENDOMEDULAR MULTIFORADO DE FEMUR CLFMI ϕ 9 X 340 IZQUIERDO

TI00090140 END CAP CLFMI M8X1X10MM
TI00090141 TAPON ENDOMEDULAR CLFMI M8X1X15MM
TI00090142 TAPON ENDOMEDULAR CLFMI M8X1X20MM
TI00090143 TAPON ENDOMEDULAR CLFMI M8X1X25MM
TI00090144 TAPON ENDOMEDULAR CLFMI M8X1X30MM
TI00090145 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 65 MM
TI00090146 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 70 MM
TI00090147 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 75 MM
TI00090148 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 80 MM
TI00090149 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 85 MM
TI00090150 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 90 MM
TI00090151 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 95 MM
TI00090152 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 100 MM
TI00090153 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 105 MM
TI00090154 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 110 MM
TI00090155 TORNILLO SIN CABEZA CLFMI ϕ 6,4 X 115 MM
TI00090156 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 25 MM
TI00090157 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 30 MM
TI00090158 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 35 MM
TI00090159 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 40 MM
TI00090160 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 45 MM
TI00090161 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 50 MM
TI00090162 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 55 MM
TI00090163 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 60 MM
TI00090164 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 65 MM
TI00090165 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 70 MM
TI00090166 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 75 MM
TI00090167 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 80 MM
TI00090168 TORNILLO BLOQUEADO CLFMI ϕ 4,8 X 85 MM
TI00090169 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 180 MM
TI00090170 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 200 MM
TI00090171 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 220 MM
TI00090172 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 240 MM
TI00090173 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 260 MM
TI00090174 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 280 MM
TI00090175 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 9 X 300 MM
TI00090176 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 180 MM
TI00090177 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 200 MM
TI00090178 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 220 MM
TI00090179 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 240 MM
TI00090180 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 260 MM
TI00090181 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 280 MM
TI00090182 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 10 X 300 MM
TI00090183 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 180 MM
TI00090184 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 200 MM
TI00090185 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 220 MM

TI00090186 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 240 MM
TI00090187 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 260 MM
TI00090188 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 280 MM
TI00090189 CLAVO ENDOMEDULAR ESTANDAR CLFSI ϕ 11 X 300 MM
TI00090190 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090191 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 360 MM IZQUIERDO
TI00090192 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090193 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 400 MM IZQUIERDO
TI00090194 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 420 MM IZQUIERDO
TI00090195 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090196 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 360 MM IZQUIERDO
TI00090197 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090198 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 400 MM IZQUIERDO
TI00090199 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 420 MM IZQUIERDO
TI00090200 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 340 MM IZQUIERDO
TI00090201 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 360 MM IZQUIERDO
TI00090202 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 380 MM IZQUIERDO
TI00090203 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 400 MM IZQUIERDO
TI00090204 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 420 MM IZQUIERDO
TI00090205 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 340 MM DERECHO
TI00090206 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 360 MM DERECHO
TI00090207 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 380 MM DERECHO
TI00090208 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 400 MM DERECHO
TI00090209 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 9 X 420 MM DERECHO
TI00090210 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 340 MM DERECHO
TI00090211 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 360 MM DERECHO
TI00090212 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 380 MM DERECHO
TI00090213 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 400 MM DERECHO
TI00090214 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 10 X 420 MM DERECHO
TI00090215 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 340 MM DERECHO
TI00090216 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 360 MM DERECHO
TI00090217 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 380 MM DERECHO
TI00090218 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 400 MM DERECHO
TI00090219 CLAVO ENDOMEDULAR LARGO CLFLI ϕ 11 X 420 MM DERECHO
TI00090220 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 9 X 340 MM
TI00090221 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 9 X 360 MM
TI00090222 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 9 X 380 MM
TI00090223 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 9 X 400 MM
TI00090224 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 9 X 420 MM
TI00090225 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 10 X 340 MM
TI00090226 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 10 X 360 MM
TI00090227 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 10 X 380 MM
TI00090228 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 10 X 400 MM
TI00090229 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 10 X 420 MM
TI00090230 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 11 X 340 MM
TI00090231 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 11 X 360 MM

TI00090232 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 11 X 380 MM
TI00090233 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 11 X 400 MM
TI00090234 CLAVO ANTEROGRADO DE FEMUR CLAFI ϕ 11 X 420 MM
TI00090235 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 180 MM
TI00090236 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 200 MM
TI00090237 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 220 MM
TI00090238 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 240 MM
TI00090239 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 260 MM
TI00090240 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 280 MM
TI00090241 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 9 X 300 MM
TI00090242 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 180 MM
TI00090243 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 200 MM
TI00090244 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 220 MM
TI00090245 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 240 MM
TI00090246 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 260 MM
TI00090247 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 280 MM
TI00090248 CLAVO RETROGRADO DE FEMUR CLRFI ϕ 10 X 300 MM
TI00090249 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 70 mm
TI00090250 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 75 mm
TI00090251 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 80 mm
TI00090252 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 85 mm
TI00090253 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 90 mm
TI00090254 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 95 mm
TI00090255 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 100 mm
TI00090256 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 105 mm
TI00090257 TORNILLO SIN CABEZA CLRFI ϕ 6,5 x 110 mm
TI00090258 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 28 MM
TI00090259 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 30 MM
TI00090260 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 36 MM
TI00090261 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 40 MM
TI00090262 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 44 MM
TI00090263 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 48 MM
TI00090264 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 52 MM
TI00090265 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 56 MM
TI00090266 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 60 MM
TI00090267 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 64 MM
TI00090268 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 68 MM
TI00090269 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 72 MM
TI00090270 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 76 MM
TI00090271 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 80 MM
TI00090272 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,0 X 84 MM
TI00090273 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 32 MM
TI00090274 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 36 MM
TI00090275 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 40 MM
TI00090276 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 44 MM
TI00090277 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 48 MM

TI00090278 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 52 MM
TI00090279 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 56 MM
TI00090280 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 60 MM
TI00090281 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 64 MM
TI00090282 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 68 MM
TI00090283 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 72 MM
TI00090284 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 76 MM
TI00090285 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 80 MM
TI00090286 TORNILLO CERROJO BLOQUEADO PARA CLAVO DE FEMUR ϕ 4,5 X 84 MM
TI00090287 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 270 MM
TI00090288 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 285 MM
TI00090289 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 300 MM
TI00090290 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 315 MM
TI00090291 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 330 MM
TI00090292 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 345 MM
TI00090293 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 360 MM
TI00090294 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 8 X 375 MM
TI00090295 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 270 MM
TI00090296 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 285 MM
TI00090297 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 300 MM
TI00090298 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 315 MM
TI00090299 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 330 MM
TI00090300 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 345 MM
TI00090301 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 360 MM
TI00090302 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 9 X 375 MM
TI00090303 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 270 MM
TI00090304 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 285 MM
TI00090305 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 300 MM
TI00090306 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 315 MM
TI00090307 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 330 MM
TI00090308 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 345 MM
TI00090309 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 360 MM
TI00090310 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 10 X 375 MM
TI00090311 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 270 MM
TI00090312 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 285 MM
TI00090313 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 300 MM
TI00090314 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 315 MM
TI00090315 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 330 MM
TI00090316 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 345 MM
TI00090317 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 360 MM
TI00090318 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 11 X 375 MM
TI00090319 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 270 MM
TI00090320 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 285 MM
TI00090321 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 300 MM
TI00090322 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 315 MM
TI00090323 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 330 MM

TI00090324 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 345 MM
TI00090325 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 360 MM
TI00090326 CLAVO ENDOMEDULAR DE TIBIA MULTIPERFORADO CLTMI ϕ 12 X 375 MM
TI00090327 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 24 MM
TI00090328 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 26 MM
TI00090329 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 28 MM
TI00090330 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 30 MM
TI00090331 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 32 MM
TI00090332 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 34 MM
TI00090333 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 36 MM
TI00090334 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 38 MM
TI00090335 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 40 MM
TI00090336 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 42 MM
TI00090337 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 44 MM
TI00090338 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 46 MM
TI00090339 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 48 MM
TI00090340 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 50 MM
TI00090341 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 52 MM
TI00090342 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 54 MM
TI00090343 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 56 MM
TI00090344 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 58 MM
TI00090345 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 60 MM
TI00090346 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 65 MM
TI00090347 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 70 MM
TI00090348 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 75 MM
TI00090349 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 4,0 X 80 MM
TI00090350 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 25 MM
TI00090351 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 30 MM
TI00090352 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 35 MM
TI00090353 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 40 MM
TI00090354 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 45 MM
TI00090355 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 50 MM
TI00090356 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 55 MM
TI00090357 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 60 MM
TI00090358 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 65 MM
TI00090359 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 70 MM
TI00090360 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 75 MM
TI00090361 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 80 MM
TI00090362 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 85 MM
TI00090363 TORNILLO BLOQUEADO PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5,0 X 90 MM
TI00090364 END CAP PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 0MM
TI00090365 END CAP PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 5MM
TI00090366 END CAP PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 10MM
TI00090367 END CAP PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 15MM
TI00090368 END CAP PARA CLAVO DE TIBIA CLTMI ϕ 18MM
TI00150001 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 200 MM TITANIO

TI00150002 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 220 MM TITANIO
TI00150003 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 240 MM TITANIO
TI00150004 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 260 MM TITANIO
TI00150005 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 280 MM TITANIO
TI00150006 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 7 MM X 300 MM TITANIO
TI00150007 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 8 MM X 180 MM TITANIO
TI00150008 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 8 MM X 200 MM TITANIO
TI00150009 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 8 MM X 220 MM TITANIO
TI00150010 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 8 MM X 300 MM TITANIO
TI00150011 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 9 MM X 200 MM TITANIO
TI00150012 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 9 MM X 220 MM TITANIO
TI00150013 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 9 MM X 260 MM TITANIO
TI00150014 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 9 MM X 280 MM TITANIO
TI00150015 CLAVO DE HÚMERO SN DIAM 9 MM X 300 MM TITANIO
TI00150016 CLAVO ENDERS Ø 3 - 140 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150017 CLAVO ENDERS Ø 3 - 150MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150018 CLAVO ENDERS Ø 3 - 160 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150019 CLAVO ENDERS Ø 3 - 165 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150020 CLAVO ENDERS Ø 3 - 170 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150021 CLAVO ENDERS Ø 3 - 175 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150022 CLAVO ENDERS Ø 3 - 180 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150023 CLAVO ENDERS Ø 3 - 185 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150024 CLAVO ENDERS Ø 3 - 190 MM - CUBITO TITANIO
TI00150025 CLAVO ENDERS Ø 3 - 190 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150026 CLAVO ENDERS Ø 3 - 190 MM - RADIO TITANIO
TI00150027 CLAVO ENDERS Ø 3 - 195 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150028 CLAVO ENDERS Ø 3 - 200 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150029 CLAVO ENDERS Ø 3 - 200 MM - RADIO TITANIO
TI00150030 CLAVO ENDERS Ø 3 - 205 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150031 CLAVO ENDERS Ø 3 - 210 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150032 CLAVO ENDERS Ø 3 - 210 MM - RADIO TITANIO
TI00150033 CLAVO ENDERS Ø 3 - 215 MM - CUBITO TITANIO
TI00150034 CLAVO ENDERS Ø 3 - 215 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150035 CLAVO ENDERS Ø 3 - 220 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150036 CLAVO ENDERS Ø 3 - 220 MM - RADIO TITANIO
TI00150037 CLAVO ENDERS Ø 3 - 225 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150038 CLAVO ENDERS Ø 3 - 230 MM - CUBITO TITANIO
TI00150039 CLAVO ENDERS Ø 3 - 230 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150040 CLAVO ENDERS Ø 3 - 230 MM - RADIO TITANIO
TI00150041 CLAVO ENDERS Ø 3 - 235 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150042 CLAVO ENDERS Ø 3 - 240 MM - CUBITO TITANIO
TI00150043 CLAVO ENDERS Ø 3 - 240 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150044 CLAVO ENDERS Ø 3 - 240 MM - RADIO TITANIO
TI00150045 CLAVO ENDERS Ø 3 - 245 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150046 CLAVO ENDERS Ø 3 - 250 MM - CUBITO TITANIO
TI00150047 CLAVO ENDERS Ø 3 - 250 MM - PEDIÁTRICO TITANIO

TI00150048 CLAVO ENDERS Ø 3 - 250 MM - RADIO TITANIO
TI00150049 CLAVO ENDERS Ø 3 - 255 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150050 CLAVO ENDERS Ø 3 - 260 MM - CUBITO TITANIO
TI00150051 CLAVO ENDERS Ø 3 - 260 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150052 CLAVO ENDERS Ø 3 - 260 MM - RADIO TITANIO
TI00150053 CLAVO ENDERS Ø 3 - 265 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150054 CLAVO ENDERS Ø 3 - 270 MM - CUBITO TITANIO
TI00150055 CLAVO ENDERS Ø 3 - 270 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150056 CLAVO ENDERS Ø 3 - 270 MM - RADIO TITANIO
TI00150057 CLAVO ENDERS Ø 3 - 275 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150058 CLAVO ENDERS Ø 3 - 280 MM - CUBITO TITANIO
TI00150059 CLAVO ENDERS Ø 3 - 280 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150060 CLAVO ENDERS Ø 3 - 280 MM - RADIO TITANIO
TI00150061 CLAVO ENDERS Ø 3 - 285 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150062 CLAVO ENDERS Ø 3 - 290 MM - CUBITO TITANIO
TI00150063 CLAVO ENDERS Ø 3 - 290 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150064 CLAVO ENDERS Ø 3 - 290 MM - RADIO TITANIO
TI00150065 CLAVO ENDERS Ø 3 - 295 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150066 CLAVO ENDERS Ø 3 - 300 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150067 CLAVO ENDERS Ø 3 - 300 MM - RADIO TITANIO
TI00150068 CLAVO ENDERS Ø 3 - 305 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150069 CLAVO ENDERS Ø 3 - 310 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150070 CLAVO ENDERS Ø 3 - 310 MM - RADIO TITANIO
TI00150071 CLAVO ENDERS Ø 3 - 320 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150072 CLAVO ENDERS Ø 3 - 320 MM - RADIO TITANIO
TI00150073 CLAVO ENDERS Ø 3 - 330 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150074 CLAVO ENDERS Ø 3 - 330 MM - RADIO TITANIO
TI00150075 CLAVO ENDERS Ø 3 - 340 MM - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150076 CLAVO ENDERS Ø 3 - 340 MM - RADIO TITANIO
TI00150077 CLAVO ENDERS Ø 3 - PEDIÁTRICO TITANIO
TI00150078 CLAVO ENDERS Ø 3 MM - RADIO TITANIO
TI00150079 CLAVO ENDERS Ø 3 MM- CUBITO TITANIO
TI00150080 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 180 MM - TITANIO
TI00150081 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 200 MM - TITANIO
TI00150082 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 220 MM - TITANIO
TI00150083 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 230 MM - TITANIO
TI00150084 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 240 MM - TITANIO
TI00150085 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 250 MM - TITANIO
TI00150086 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 260 MM - TITANIO
TI00150087 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 270 MM - TITANIO
TI00150088 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 280 MM - TITANIO
TI00150089 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 290 MM - TITANIO
TI00150090 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 300 MM - TITANIO
TI00150091 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 310 MM - TITANIO
TI00150092 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 320 MM - TITANIO
TI00150093 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 325MM - TITANIO

TI00150094 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 330 MM - TITANIO
TI00150095 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 335 MM - TITANIO
TI00150096 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 340 MM - TITANIO
TI00150097 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 345 MM - TITANIO
TI00150098 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 350 MM - TITANIO
TI00150099 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 355 MM - TITANIO
TI00150100 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 360 MM - TITANIO
TI00150101 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 365 MM - TITANIO
TI00150102 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 370 MM - TITANIO
TI00150103 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 375 MM - TITANIO
TI00150104 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 380 MM - TITANIO
TI00150105 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 385 MM - TITANIO
TI00150106 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 390 MM - TITANIO
TI00150107 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 395 MM - TITANIO
TI00150108 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 400 MM - TITANIO
TI00150109 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 405 MM - TITANIO
TI00150110 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 410 MM - TITANIO
TI00150111 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 415MM - TITANIO
TI00150112 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 420 MM - TITANIO
TI00150113 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 425 MM - TITANIO
TI00150114 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 430 MM - TITANIO
TI00150115 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 435 MM - TITANIO
TI00150116 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 440 MM - TITANIO
TI00150117 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 445 MM - TITANIO
TI00150118 CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 450 MM - TITANIO
TI00150119 CLAVO ENDERS Ø 4,5 MM TITANIO
TI00150120 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 MM TITANIO
TI00150121 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 270 MM TITANIO
TI00150122 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 280 MM TITANIO
TI00150123 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 285 MM TITANIO
TI00150124 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 300 MM TITANIO
TI00150125 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 315 MM TITANIO
TI00150126 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 320 MM TITANIO
TI00150127 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 340 MM TITANIO
TI00150128 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 345 MM TITANIO
TI00150129 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 360 MM TITANIO
TI00150130 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 380 MM TITANIO
TI00150131 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 400 MM TITANIO
TI00150132 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 420 MM TITANIO
TI00150133 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 440 MM TITANIO
TI00150134 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 MM TITANIO
TI00150135 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 300 MM TITANIO
TI00150136 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 320 MM TITANIO
TI00150137 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 340 MM TITANIO
TI00150138 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 360 MM TITANIO
TI00150139 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 380 MM TITANIO

TI00150140 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 400 MM TITANIO
TI00150141 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 420 MM TITANIO
TI00150142 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 440 MM TITANIO
TI00150143 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 MM TITANIO
TI00150144 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 300 MM TITANIO
TI00150145 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 315 MM TITANIO
TI00150146 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 320 MM TITANIO
TI00150147 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 340 MM TITANIO
TI00150148 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 345 MM TITANIO
TI00150149 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 360 MM TITANIO
TI00150150 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 380 MM TITANIO
TI00150151 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 400 MM TITANIO
TI00150152 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 415 MM TITANIO
TI00150153 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 420 MM TITANIO
TI00150154 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 440 MM TITANIO
TI00150155 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 460 MM TITANIO
TI00150156 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 MM TITANIO
TI00150157 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 230 MM TITANIO
TI00150158 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 240 MM TITANIO
TI00150159 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 250 MM TITANIO
TI00150160 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 270 MM TITANIO
TI00150161 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 280 MM TITANIO
TI00150162 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 285 MM TITANIO
TI00150163 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 300 MM TITANIO
TI00150164 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 315 MM TITANIO
TI00150165 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 320 MM TITANIO
TI00150166 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 340 MM TITANIO
TI00150167 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 345 MM TITANIO
TI00150168 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 360 MM TITANIO
TI00150169 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 380 MM TITANIO
TI00150170 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 400 MM TITANIO
TI00150171 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 420 MM TITANIO
TI00150172 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 440 MM TITANIO
TI00150173 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 MM X 125^a TITANIO
TI00150174 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150175 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150176 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 125^a TITANIO
TI00150177 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 130^a TITANIO
TI00150178 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150179 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150180 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 135^a TITANIO
TI00150181 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 125^a TITANIO
TI00150182 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 130^a TITANIO
TI00150183 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150184 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150185 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 135^a TITANIO

TI00150186 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 125ª TITANIO
TI00150187 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 130ª TITANIO
TI00150188 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150189 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150190 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 135ª TITANIO
TI00150191 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 125ª TITANIO
TI00150192 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 130ª TITANIO
TI00150193 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150194 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150195 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 135ª TITANIO
TI00150196 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 125ª TITANIO
TI00150197 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 130ª TITANIO
TI00150198 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150199 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150200 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 135ª TITANIO
TI00150201 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 125ª TITANIO
TI00150202 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 130ª TITANIO
TI00150203 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150204 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150205 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 135ª TITANIO
TI00150206 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 125ª TITANIO
TI00150207 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 130ª TITANIO
TI00150208 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150209 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150210 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 135ª TITANIO
TI00150211 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 125ª TITANIO
TI00150212 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 130ª TITANIO
TI00150213 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150214 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150215 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 135ª TITANIO
TI00150216 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 125ª TITANIO
TI00150217 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 130ª TITANIO
TI00150218 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150219 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150220 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 135ª TITANIO
TI00150221 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 125ª TITANIO
TI00150222 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 130ª TITANIO
TI00150223 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150224 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150225 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 135ª TITANIO
TI00150226 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 MM X 125ª TITANIO
TI00150227 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 MM X 130º DER. TITANIO
TI00150228 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 MM X 130º IZQ. TITANIO
TI00150229 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 125ª TITANIO
TI00150230 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 130ª TITANIO
TI00150231 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 130º DER. TITANIO

TI00150232 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150233 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 135ª TITANIO
TI00150234 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 260 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150235 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 125ª TITANIO
TI00150236 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 130ª TITANIO
TI00150237 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150238 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150239 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 135ª TITANIO
TI00150240 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 125ª TITANIO
TI00150241 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 130ª TITANIO
TI00150242 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150243 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150244 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 135ª TITANIO
TI00150245 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 125ª TITANIO
TI00150246 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 130ª TITANIO
TI00150247 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150248 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150249 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 135ª TITANIO
TI00150250 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 125ª TITANIO
TI00150251 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 130ª TITANIO
TI00150252 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150253 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150254 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 135ª TITANIO
TI00150255 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 125ª TITANIO
TI00150256 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 130ª TITANIO
TI00150257 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150258 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150259 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 135ª TITANIO
TI00150260 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 125ª TITANIO
TI00150261 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 130ª TITANIO
TI00150262 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150263 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150264 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 135ª TITANIO
TI00150265 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 125ª TITANIO
TI00150266 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 130ª TITANIO
TI00150267 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150268 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150269 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 135ª TITANIO
TI00150270 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 125ª TITANIO
TI00150271 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 130ª TITANIO
TI00150272 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150273 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150274 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 135ª TITANIO
TI00150275 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 125ª TITANIO
TI00150276 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 130ª TITANIO
TI00150277 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150278 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150279 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 135ª TITANIO
TI00150280 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 MM X 125ª TITANIO
TI00150281 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150282 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150283 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 125ª TITANIO
TI00150284 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 130ª TITANIO
TI00150285 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150286 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150287 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 135ª TITANIO
TI00150288 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 125ª TITANIO
TI00150289 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 130ª TITANIO
TI00150290 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150291 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150292 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 135ª TITANIO
TI00150293 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 125ª TITANIO
TI00150294 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 130ª TITANIO
TI00150295 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150296 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150297 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 135ª TITANIO
TI00150298 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 125ª TITANIO
TI00150299 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 130ª TITANIO
TI00150300 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150301 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150302 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 135ª TITANIO
TI00150303 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 125ª TITANIO
TI00150304 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 130ª TITANIO
TI00150305 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150306 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150307 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 135ª TITANIO
TI00150308 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 125ª TITANIO
TI00150309 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 130ª TITANIO
TI00150310 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150311 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150312 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 135ª TITANIO
TI00150313 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 125ª TITANIO
TI00150314 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 130ª TITANIO
TI00150315 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150316 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150317 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 135ª TITANIO
TI00150318 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 125ª TITANIO
TI00150319 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 130ª TITANIO
TI00150320 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150321 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150322 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 135ª TITANIO
TI00150323 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 125ª TITANIO

TI00150324 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 130ª TITANIO
TI00150325 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150326 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150327 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 135ª TITANIO
TI00150328 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 125ª TITANIO
TI00150329 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 130ª TITANIO
TI00150330 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 130º DER. TITANIO
TI00150331 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 130º IZQ. TITANIO
TI00150332 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 135ª TITANIO
TI00150333 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 MM X 125ª TITANIO
TI00150334 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 180 MMX 125ª TITANIO
TI00150335 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 180 MMX 130ª TITANIO
TI00150336 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 180 MMX 135ª TITANIO
TI00150337 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 330MMX 125ª TITANIO
TI00150338 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 330MMX 130ª TITANIO
TI00150339 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 330MMX 135ª TITANIO
TI00150340 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 420 MMX 125ª TITANIO
TI00150341 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 420 MMX 130ª TITANIO
TI00150342 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 420 MMX 135ª TITANIO
TI00150343 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13X 380 MMX 125ª TITANIO
TI00150344 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13X 380 MMX 130ª TITANIO
TI00150345 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13X 380 MMX 135ª TITANIO
TI00150346 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 MM X 125ª TITANIO
TI00150347 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 X 180 MMX 125ª TITANIO
TI00150348 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 X 180 MMX 130ª TITANIO
TI00150349 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 X 180 MMX 135ª TITANIO
TI00150350 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 MM X 125ª TITANIO
TI00150351 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 180 MMX 125ª TITANIO
TI00150352 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 180 MMX 130ª TITANIO
TI00150353 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 180 MMX 135ª TITANIO
TI00150354 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 330MMX 125ª TITANIO
TI00150355 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 330MMX 130ª TITANIO
TI00150356 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 330MMX 135ª TITANIO
TI00150357 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 380 MMX 125ª TITANIO
TI00150358 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 380 MMX 130ª TITANIO
TI00150359 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 380 MMX 135ª TITANIO
TI00150360 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 420 MMX 125ª TITANIO
TI00150361 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 420 MMX 130ª TITANIO
TI00150362 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 420 MMX 135ª TITANIO
TI00150363 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 245 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150364 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 270 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150365 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 285 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150366 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 300 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150367 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 315 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150368 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 330 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150369 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 345 MM Ø 8,00 TITANIO

TI00150370 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 360 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150371 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 270 MM TITANIO
TI00150372 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 280 MM TITANIO
TI00150373 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 280 MM- TITANIO
TI00150374 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 285 MM TITANIO
TI00150375 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 300 MM TITANIO
TI00150376 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 315 MM TITANIO
TI00150377 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 320 MM TITANIO
TI00150378 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 340 MM TITANIO
TI00150379 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 345 MM TITANIO
TI00150380 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 360 MM TITANIO
TI00150381 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 380 MM TITANIO
TI00150382 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 400 MM TITANIO
TI00150383 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 420 MM TITANIO
TI00150384 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 440 MM TITANIO
TI00150385 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 280 MM TITANIO
TI00150386 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 300 MM TITANIO
TI00150387 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 320 MM TITANIO
TI00150388 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 330 MM TITANIO
TI00150389 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 340 MM TITANIO
TI00150390 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 360 MM TITANIO
TI00150391 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 380 MM TITANIO
TI00150392 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 400 MM TITANIO
TI00150393 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 420 MM TITANIO
TI00150394 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 440 MM TITANIO
TI00150395 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 280 MM TITANIO
TI00150396 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 300 MM TITANIO
TI00150397 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 315 MM TITANIO
TI00150398 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 320 MM TITANIO
TI00150399 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 330 MM TITANIO
TI00150400 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 340 MM TITANIO
TI00150401 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 345 MM TITANIO
TI00150402 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 360 MM TITANIO
TI00150403 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 380 MM TITANIO
TI00150404 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 400 MM TITANIO
TI00150405 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 415 MM TITANIO
TI00150406 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 420 MM TITANIO
TI00150407 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 440 MM TITANIO
TI00150408 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 460 MM TITANIO
TI00150409 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 300 MM TITANIO
TI00150410 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 320 MM TITANIO
TI00150411 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 340 MM TITANIO
TI00150412 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 360 MM TITANIO
TI00150413 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 380 MM TITANIO
TI00150414 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 400 MM TITANIO
TI00150415 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 420 MM TITANIO

TI00150416 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 440 MM TITANIO
TI00150417 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 460 MM TITANIO
TI00150418 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 480 MM TITANIO
TI00150419 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 300 MM TITANIO
TI00150420 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 320 MM TITANIO
TI00150421 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 340 MM TITANIO
TI00150422 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 360 MM TITANIO
TI00150423 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 380 MM TITANIO
TI00150424 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 400 MM TITANIO
TI00150425 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 420 MM TITANIO
TI00150426 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 440 MM TITANIO
TI00150427 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 270 MM TITANIO
TI00150428 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 280 MM TITANIO
TI00150429 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 300 MM TITANIO
TI00150430 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 340 MM TITANIO
TI00150431 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 360 MM TITANIO
TI00150432 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 380 MM TITANIO
TI00150433 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 400 MM TITANIO
TI00150434 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 MM TITANIO
TI00150435 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 230 MM TITANIO
TI00150436 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 240 MM TITANIO
TI00150437 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 250 MM TITANIO
TI00150438 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 260 MM TITANIO
TI00150439 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 270 MM TITANIO
TI00150440 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 285 MM TITANIO
TI00150441 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 300 MM TITANIO
TI00150442 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 315 MM TITANIO
TI00150443 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 320 MM TITANIO
TI00150444 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 340 MM TITANIO
TI00150445 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 360 MM TITANIO
TI00150446 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 375 MM TITANIO
TI00150447 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 380 MM TITANIO
TI00150448 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 400 MM TITANIO
TI00150449 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 420 MM TITANIO
TI00150450 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 440 MM TITANIO
TI00150451 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 340 MM TITANIO
TI00150452 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 360 MM TITANIO
TI00150453 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 380 MM TITANIO
TI00150454 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 400 MM TITANIO
TI00150455 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 420 MM TITANIO
TI00150456 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 12 MM X 440 MM TITANIO
TI00150457 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 13 MM X 360 MM TITANIO
TI00150458 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 13 MM X 380 MM TITANIO
TI00150459 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 13 MM X 420 MM TITANIO
TI00150460 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N BLUE Ø 13 MM X 440 MM TITANIO
TI00150461 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 10 MM X 360 MM TITANIO

TI00150462 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 10 MM X 380 MM TITANIO
TI00150463 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 10 MM X 400 MM TITANIO
TI00150464 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 320 MM TITANIO
TI00150465 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 340 MM TITANIO
TI00150466 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 360 MM TITANIO
TI00150467 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 400 MM TITANIO
TI00150468 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 420 MM TITANIO
TI00150469 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 440 MM TITANIO
TI00150470 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR S&N ORANGE Ø 11 MM X 460 MM TITANIO
TI00150471 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 220 MM TITANIO
TI00150472 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 240 MM TITANIO
TI00150473 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 260 MM TITANIO
TI00150474 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 270 MM TITANIO
TI00150475 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 285 MM TITANIO
TI00150476 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 300 MM TITANIO
TI00150477 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 315 MM TITANIO
TI00150478 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 320 MM TITANIO
TI00150479 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 330 MM TITANIO
TI00150480 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 340 MM TITANIO
TI00150481 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 345 MM TITANIO
TI00150482 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 345 MM-- TITANIO
TI00150483 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 360 MM TITANIO
TI00150484 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 380 MM TITANIO
TI00150485 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 400 MM TITANIO
TI00150486 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 415 MM TITANIO
TI00150487 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 420 MM TITANIO
TI00150488 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 440 MM TITANIO
TI00150489 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 220 MM TITANIO
TI00150490 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 240 MM TITANIO
TI00150491 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 260 MM TITANIO
TI00150492 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 270 MM TITANIO
TI00150493 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 285 MM TITANIO
TI00150494 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 290 MM TITANIO
TI00150495 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 300 MM TITANIO
TI00150496 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 315 MM TITANIO
TI00150497 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 320MM TITANIO
TI00150498 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 330 MM TITANIO
TI00150499 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 340 MM TITANIO
TI00150500 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 345 MM TITANIO
TI00150501 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 360 MM TITANIO
TI00150502 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 380 MM TITANIO
TI00150503 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 400 MM TITANIO
TI00150504 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 420 MM TITANIO
TI00150505 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 440 MM TITANIO
TI00150506 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 220 MM TITANIO
TI00150507 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 240 MM TITANIO

TI00150508 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 260 MM TITANIO
TI00150509 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 270 MM TITANIO
TI00150510 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 285 MM TITANIO
TI00150511 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 300 MM TITANIO
TI00150512 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 310 MM TITANIO
TI00150513 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 315 MM TITANIO
TI00150514 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 320 MM TITANIO
TI00150515 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 330 MM TITANIO
TI00150516 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 340 MM TITANIO
TI00150517 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 345 MM TITANIO
TI00150518 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 360 MM TITANIO
TI00150519 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 380 MM TITANIO
TI00150520 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 400 MM TITANIO
TI00150521 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 420 MM TITANIO
TI00150522 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 270 MM TITANIO
TI00150523 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 285 MM TITANIO
TI00150524 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 285MM TITANIO
TI00150525 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 300 MM TITANIO
TI00150526 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 310 MM TITANIO
TI00150527 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 315 MM TITANIO
TI00150528 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 325 MM TITANIO
TI00150529 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 330 MM TITANIO
TI00150530 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 340 MM TITANIO
TI00150531 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 345 MM TITANIO
TI00150532 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 345 MM- TITANIO
TI00150533 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 360 MM TITANIO
TI00150534 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 380 MM TITANIO
TI00150535 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 400 MM TITANIO
TI00150536 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 300 MM TITANIO
TI00150537 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 310 MM TITANIO
TI00150538 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 315 MM TITANIO
TI00150539 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 330 MM TITANIO
TI00150540 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 340 MM TITANIO
TI00150541 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 345 MM TITANIO
TI00150542 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 360 MM TITANIO
TI00150543 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 380 MM TITANIO
TI00150544 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 180 MM TITANIO
TI00150545 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 210 MM TITANIO
TI00150546 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 220 MM TITANIO
TI00150547 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 230 MM TITANIO
TI00150548 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 270 MM TITANIO
TI00150549 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 280 MM TITANIO
TI00150550 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 285 MM TITANIO
TI00150551 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 300 MM TITANIO
TI00150552 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 315 MM TITANIO
TI00150553 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 330 MM TITANIO

TI00150554 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 345 MM TITANIO
TI00150555 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 360 MM TITANIO
TI00150556 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 8 MM X 380 MM TITANIO
TI00150557 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 210 MM TITANIO
TI00150558 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 230 MM TITANIO
TI00150559 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 280 MM TITANIO
TI00150560 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 340 MM TITANIO
TI00150561 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 340 MM. TITANIO
TI00150562 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø12 MM X 285 MM TITANIO
TI00150563 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 270 MM TITANIO
TI00150564 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 285 MM TITANIO
TI00150565 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 300 MM TITANIO
TI00150566 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 315 MM TITANIO
TI00150567 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 330 MM TITANIO
TI00150568 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 345 MM TITANIO
TI00150569 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 360 MM TITANIO
TI00150570 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 08 MM X 380 MM TITANIO
TI00150571 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 270 MM TITANIO
TI00150572 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 285 MM TITANIO
TI00150573 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 300 MM TITANIO
TI00150574 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 315 MM TITANIO
TI00150575 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 330 MM TITANIO
TI00150576 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 345 MM TITANIO
TI00150577 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 09 MM X 360 MM TITANIO
TI00150578 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 270 MM TITANIO
TI00150579 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 285 MM TITANIO
TI00150580 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 300 MM TITANIO
TI00150581 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 315 MM TITANIO
TI00150582 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 330 MM TITANIO
TI00150583 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 345 MM. TITANIO
TI00150584 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 360 MM TITANIO
TI00150585 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 375 MM TITANIO
TI00150586 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 10 MM X 380 MM TITANIO
TI00150587 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 270 MM TITANIO
TI00150588 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 285 MM TITANIO
TI00150589 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 300 MM TITANIO
TI00150590 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 315 MM TITANIO
TI00150591 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 330 MM TITANIO
TI00150592 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 345 MM TITANIO
TI00150593 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 11 MM X 360 MM TITANIO
TI00150594 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 270 MM TITANIO
TI00150595 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 285 MM TITANIO
TI00150596 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 300 MM TITANIO
TI00150597 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 315 MM TITANIO
TI00150598 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 330 MM TITANIO
TI00150599 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 345 MM. TITANIO

TI00150600 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 360 MM TITANIO
TI00150601 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA S&N Ø 12 MM X 380 MM TITANIO
TI00150602 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 225 MM TITANIO
TI00150603 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 240 MM TITANIO
TI00150604 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 255 MM TITANIO
TI00150605 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 270 MM TITANIO
TI00150606 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 285 MM TITANIO
TI00150607 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 300 MM TITANIO
TI00150608 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 315 MM TITANIO
TI00150609 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 330 MM TITANIO
TI00150610 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 345 MM TITANIO
TI00150611 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 360 MM TITANIO
TI00150612 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 150MM TITANIO
TI00150613 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 200MM TITANIO
TI00150614 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 220MM TITANIO
TI00150615 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 240MM TITANIO
TI00150616 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 250MM TITANIO
TI00150617 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 X 300MM TITANIO
TI00150618 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 320MM TITANIO
TI00150619 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 340MM TITANIO
TI00150620 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 360MM TITANIO
TI00150621 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 380MM TITANIO
TI00150622 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 400MM TITANIO
TI00150623 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 X 200MM TITANIO
TI00150624 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 220MM TITANIO
TI00150625 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 240MM TITANIO
TI00150626 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 X 300MM TITANIO
TI00150627 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 320MM TITANIO
TI00150628 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 X 340MM TITANIO
TI00150629 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 350MM TITANIO
TI00150630 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 360MM TITANIO
TI00150631 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 380MM TITANIO
TI00150632 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 400MM TITANIO
TI00150633 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 200MM TITANIO
TI00150634 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 220MM TITANIO
TI00150635 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 240MM TITANIO
TI00150636 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 300MM TITANIO
TI00150637 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 X 320MM TITANIO
TI00150638 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 340MM TITANIO
TI00150639 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 350MM TITANIO
TI00150640 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 360MM TITANIO
TI00150641 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 X 380MM TITANIO
TI00150642 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 X 400MM TITANIO
TI00150643 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO FEMUR 10 MM TITANIO
TI00150644 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 10 x 200MM TITANIO
TI00150645 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 10 x 230MM TITANIO

TI00150646 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 10 x 260MM TITANIO
TI00150647 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 10 x 290MM TITANIO
TI00150648 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 11 x 200MM TITANIO
TI00150649 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 11 x 230MM TITANIO
TI00150650 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 11 x 260MM TITANIO
TI00150651 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 12 x 200MM TITANIO
TI00150652 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 12 x 230MM TITANIO
TI00150653 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 12 x 260MM TITANIO
TI00150654 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 13 x 200MM TITANIO
TI00150655 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 13 x 230MM TITANIO
TI00150656 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 13 x 260MM TITANIO
TI00150657 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 13 x 290MM TITANIO
TI00150658 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 9 x 160MM TITANIO
TI00150659 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 9 x 180MM TITANIO
TI00150660 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO ORTH TRAU DIAM. 9 x 200MM TITANIO
TI00150661 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 10 X
300MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150662 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 10 X
350MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150663 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 11 X
150MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150664 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 11 X
150MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150665 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 11 X
200MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150666 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 11 X
250MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150667 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
150MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150668 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
150MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150669 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
200MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150670 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
200MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150671 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
250MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150672 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 12 X
250MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150673 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X
150MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150674 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X
150MM MULTIORIFICIOS TITANIO
TI00150675 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X
200MM 5 ORIFICIOS TITANIO
TI00150676 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X

200MM MULTIORIFICIOS TITANIO

TI00150677 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X 250MM 5 ORIFICIOS TITANIO

TI00150678 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL Ø 13 X 250MM MULTIORIFICIOS TITANIO

TI00150679 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150680 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150681 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 11 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150682 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 11 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150683 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150684 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150685 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 12 X 210 MMX 130° TITANIO

TI00150686 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 12 X 210 MMX 135° TITANIO

TI00150687 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150688 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150689 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 14 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150690 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 14 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150691 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 14 X 210 MMX 130° TITANIO

TI00150692 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 14 X 210 MMX 135° TITANIO

TI00150693 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 16 x 180 MMX 130° TITANIO

TI00150694 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 16 x 180 MMX 135° TITANIO

TI00150695 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA CORTO Ø 16 X 210 MMX 130° TITANIO

TI00150696 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150697 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150698 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 340 MMX 135° DER. TITANIO

TI00150699 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 340 MMX 135° IZQ. TITANIO

TI00150700 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 340 MMX 135° TITANIO

TI00150701 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150702 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150703 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX 135° DER. TITANIO

TI00150704 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX 135° IZQ. TITANIO

TI00150705 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX 135° TITANIO

TI00150706 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150707 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150708 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX 135° DER. TITANIO

TI00150709 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX 135° IZQ. TITANIO

TI00150710 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX 135° TITANIO

TI00150711 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 x 400 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150712 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 400 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150713 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 400 MMX 135° DER. TITANIO

TI00150714 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 400 MMX 135° IZQ. TITANIO

TI00150715 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 x 420 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150716 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 x 420 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150717 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 10 X 420 MMX 135° IZQ. TITANIO

TI00150718 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 340 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150719 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO

TI00150720 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 340 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150721 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 340 MMX 135° TITANIO
TI00150722 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150723 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 130°.IZQ TITANIO
TI00150724 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150725 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150726 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 135° TITANIO
TI00150727 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150728 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 x 380 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150729 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 380 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150730 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 380 MMX 135° TITANIO
TI00150731 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150732 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150733 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150734 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX 135° TITANIO
TI00150735 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 420 MM X 130° IZQ TITANIO
TI00150736 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 420 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150737 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 420 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150738 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 11 X 420 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150739 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150740 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150741 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 340 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150742 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 340 MMX 135° TITANIO
TI00150743 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150744 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX 130° IZQ TITANIO
TI00150745 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150746 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150747 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX 135° TITANIO
TI00150748 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150749 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150750 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150751 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150752 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX 135° TITANIO
TI00150753 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150754 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150755 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150756 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150757 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 420 MM X 130° IZQ TITANIO
TI00150758 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 420 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150759 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 420 MMX 135° DER. TITANIO
TI00150760 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 12 X 420 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150761 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150762 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150763 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 13 X 340 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150764 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150765 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 360 MMX 130° DER. TITANIO

TI00150766 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 360 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150767 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 X 360 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150768 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150769 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150770 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 X 400 MMX 135° IZQ. TITANIO
TI00150771 CLAVO ENDOMEDULAR S&N GAMA LARGO Ø 14 x 420 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150772 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX 130° TITANIO
TI00150773 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX 135° TITANIO
TI00150774 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 11 X 180 MM X 125° TITANIO
TI00150775 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 11 X 180 MM X 130° TITANIO
TI00150776 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 11 X 180 MM X 135° TITANIO
TI00150777 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX 130° TITANIO
TI00150778 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX 135° TITANIO
TI00150779 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 130° TITANIO
TI00150780 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 130° TITANIO
TI00150781 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 135° TITANIO
TI00150782 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 135° TITANIO
TI00150783 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 14 x 180 MMX 135° TITANIO
TI00150784 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 16 x 180 MMX 130° TITANIO
TI00150785 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 16 X 180 MMX 135° TITANIO
TI00150786 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150787 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150788 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 10 x 420 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150789 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 340 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150790 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 340 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150791 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 360 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150792 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 360 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150793 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 380 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150794 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 380 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150795 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11X 400 MM X 130° DER. TITANIO
TI00150796 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11X 400 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00150797 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 12 X 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150798 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 12 X 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150799 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150800 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX 130° IZQ. TITANIO
TI00150801 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 340 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150802 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 360 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150803 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 380 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150804 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 400 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150805 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 420 MMX 130° DER. TITANIO
TI00150806 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM TITANIO
TI00150807 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 260 MM TITANIO
TI00150808 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 270 MM TITANIO
TI00150809 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 280 MM TITANIO
TI00150810 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 285 MM TITANIO
TI00150811 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 300 MM TITANIO

TI00150812 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 315 MM TITANIO
TI00150813 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 320 MM TITANIO
TI00150814 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 330 MM TITANIO
TI00150815 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 360 MM TITANIO
TI00150816 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 380 MM TITANIO
TI00150817 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 400 MM TITANIO
TI00150818 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 420 MM TITANIO
TI00150819 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 440 MM TITANIO
TI00150820 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM TITANIO
TI00150821 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 210 MM TITANIO
TI00150822 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 220 MM TITANIO
TI00150823 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 230 MM TITANIO
TI00150824 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 240 MM TITANIO
TI00150825 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 260 MM TITANIO
TI00150826 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 285 MM TITANIO
TI00150827 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 300 MM TITANIO
TI00150828 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 315 MM TITANIO
TI00150829 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 320 MM TITANIO
TI00150830 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 330 MM TITANIO
TI00150831 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 340 MM TITANIO
TI00150832 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 345 MM TITANIO
TI00150833 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 360 MM TITANIO
TI00150834 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 380 MM TITANIO
TI00150835 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 400 MM TITANIO
TI00150836 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 420 MM TITANIO
TI00150837 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 345 MM TITANIO
TI00150838 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10MM X 415 MM TITANIO
TI00150839 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 210 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150840 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 220 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150841 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 230 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150842 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 245 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150843 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 260 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150844 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 270 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150845 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 280 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150846 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 285 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150847 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 300 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150848 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 315 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150849 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 320 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150850 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 330 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150851 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 335 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150852 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 340 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150853 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 345 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150854 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 360 MM Ø 8,00 TITANIO
TI00150855 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 340 MM TITANIO
TI00150856 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 10 MM X 345 MM TITANIO
TI00150857 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 8,00 MM TITANIO

TI00150858 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 270 MM TITANIO
TI00150859 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 9 MM X 280 MM TITANIO
TI00150860 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 220 MM TITANIO
TI00150861 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 240 MM TITANIO
TI00150862 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 260 MM TITANIO
TI00150863 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 270 MM TITANIO
TI00150864 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 285 MM TITANIO
TI00150865 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 300 MM TITANIO
TI00150866 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 315 MM TITANIO
TI00150867 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 320 MM TITANIO
TI00150868 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 330 MM TITANIO
TI00150869 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 345 MM TITANIO
TI00150870 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 09 MM X 360 MM TITANIO
TI00150871 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 10 MM X 285 MM TITANIO
TI00150872 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 10 MM X 300 MM TITANIO
TI00150873 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 10 MM X 330 MM TITANIO
TI00150874 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 10 MM X 345 MM TITANIO
TI00150875 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA Ø 10 MM X 360 MM TITANIO
TI00150876 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZO PUNTA ROSCADA C/CABEZAL P/ACERROJARLO x 280 MM TITANIO
TI00150877 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZO PUNTA ROSCADA C/CABEZAL P/ACERROJARLO x 300 MM TITANIO
TI00150878 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZO PUNTA ROSCADA C/CABEZAL P/ACERROJARLO x 320 MM TITANIO
TI00150879 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 260 MM TITANIO
TI00150880 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 280 MM TITANIO
TI00150881 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 300 MM TITANIO
TI00150882 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 320 MM TITANIO
TI00150883 CLAVO HUMERAL Ø 6 MM MACIZO X 200 MM TITANIO
TI00150884 CLAVO HUMERAL Ø 6 MM MACIZO X 220 MM TITANIO

TI00150885 CLAVO HUMERAL Ø 7 MM MACIZO X 200 MM TITANIO
TI00150886 CLAVO HUMERAL Ø 7 MM MACIZO X 220 MM TITANIO
TI00150887 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 180 MM TITANIO
TI00150888 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 200 MM. TITANIO
TI00150889 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 220 MM. TITANIO
TI00150890 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 240 MM TITANIO
TI00150891 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 260 MM TITANIO
TI00150892 CLAVO HUMERAL Ø 7 X 280 MM TITANIO
TI00150893 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 180 MM TITANIO
TI00150894 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 200 MM TITANIO
TI00150895 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 220 MM TITANIO
TI00150896 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 240 MM TITANIO
TI00150897 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 260 MM TITANIO
TI00150898 CLAVO HUMERAL Ø 8 X 280 MM TITANIO
TI00150899 CLAVO HUMERAL Ø 9 MM TITANIO
TI00150900 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 180 MM TITANIO
TI00150901 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 200 MM TITANIO
TI00150902 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 220 MM TITANIO
TI00150903 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 240 MM TITANIO
TI00150904 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 260 MM TITANIO
TI00150905 CLAVO HUMERAL Ø 9 X 280 MM TITANIO
TI00150906 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 250 MM TITANIO
TI00150907 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 280 MM TITANIO
TI00150908 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 300 MM TITANIO
TI00150909 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 310 MM TITANIO
TI00150910 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 320 MM TITANIO
TI00150911 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 330 MM TITANIO
TI00150912 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 340 MM TITANIO
TI00150913 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 360 MM TITANIO
TI00150914 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 370 MM TITANIO
TI00150915 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 380 MM TITANIO
TI00150916 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 400 MM TITANIO
TI00150917 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 420 MM TITANIO
TI00150918 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 430 MM TITANIO
TI00150919 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 500 MM TITANIO
TI00150920 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 260 MM TITANIO
TI00150921 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 280 MM TITANIO
TI00150922 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 300 MM TITANIO
TI00150923 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 320 MM TITANIO
TI00150924 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 340 MM TITANIO
TI00150925 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 360 MM TITANIO
TI00150926 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 380 MM TITANIO
TI00150927 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 400 MM TITANIO
TI00150928 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 420 MM TITANIO
TI00150929 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 440 MM TITANIO
TI00150930 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 260 MM TITANIO

TI00150931 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 280 MM TITANIO
TI00150932 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 300 MM TITANIO
TI00150933 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 320 MM TITANIO
TI00150934 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 340 MM TITANIO
TI00150935 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 360 MM TITANIO
TI00150936 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 380 MM TITANIO
TI00150937 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 400 MM TITANIO
TI00150938 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 420 MM TITANIO
TI00150939 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 450 MM TITANIO
TI00150940 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 260 MM TITANIO
TI00150941 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 280 MM TITANIO
TI00150942 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 300 MM TITANIO
TI00150943 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 320 MM TITANIO
TI00150944 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 340 MM TITANIO
TI00150945 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 360 MM TITANIO
TI00150946 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 380 MM TITANIO
TI00150947 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 400 MM TITANIO
TI00150948 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 420 MM TITANIO
TI00150949 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 480 MM TITANIO
TI00150950 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 500 MM TITANIO
TI00150951 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 260 MM TITANIO
TI00150952 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 280 MM TITANIO
TI00150953 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 300 MM TITANIO
TI00150954 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 320 MM TITANIO
TI00150955 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 340 MM TITANIO
TI00150956 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 360 MM TITANIO
TI00150957 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 380 MM TITANIO
TI00150958 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 400 MM TITANIO
TI00150959 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 420 MM TITANIO
TI00150960 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 440 MM TITANIO
TI00150961 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 260 MM TITANIO
TI00150962 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 280 MM TITANIO
TI00150963 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 300 MM TITANIO
TI00150964 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 320 MM TITANIO
TI00150965 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 340 MM TITANIO
TI00150966 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 360 MM TITANIO
TI00150967 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 380 MM TITANIO
TI00150968 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 400 MM TITANIO
TI00150969 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 420 MM TITANIO
TI00150970 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 180 MM TITANIO
TI00150971 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 200 MM TITANIO
TI00150972 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 220 MM TITANIO
TI00150973 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 240 MM TITANIO
TI00150974 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 250 MM TITANIO
TI00150975 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 260 MM TITANIO
TI00150976 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 280 MM TITANIO

TI00150977 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 300 MM TITANIO
TI00150978 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 320 MM TITANIO
TI00150979 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 340 MM TITANIO
TI00150980 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 360 MM TITANIO
TI00150981 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 380 MM TITANIO
TI00150982 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 400 MM TITANIO
TI00150983 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 420 MM TITANIO
TI00150984 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 440 MM TITANIO
TI00150985 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 470 MM TITANIO
TI00150986 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 500 MM TITANIO
TI00150987 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 180 MM TITANIO
TI00150988 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 200 MM TITANIO
TI00150989 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 220 MM TITANIO
TI00150990 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 240 MM TITANIO
TI00150991 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 250 MM TITANIO
TI00150992 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 260 MM TITANIO
TI00150993 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 280 MM TITANIO
TI00150994 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 300 MM TITANIO
TI00150995 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 320 MM TITANIO
TI00150996 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 340 MM TITANIO
TI00150997 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 360 MM TITANIO
TI00150998 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 380 MM TITANIO
TI00150999 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 400 MM TITANIO
TI00151000 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 420 MM TITANIO
TI00151001 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 440 MM TITANIO
TI00151002 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 470 MM TITANIO
TI00151003 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 500 MM TITANIO
TI00151004 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 150 MM TITANIO
TI00151005 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 250 MM TITANIO
TI00151006 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 260 MM TITANIO
TI00151007 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 280 MM TITANIO
TI00151008 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 300 MM TITANIO
TI00151009 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 320 MM TITANIO
TI00151010 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 340 MM TITANIO
TI00151011 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 360 MM TITANIO
TI00151012 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 380 MM TITANIO
TI00151013 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 400 MM TITANIO
TI00151014 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 420 MM TITANIO
TI00151015 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 430 MM TITANIO
TI00151016 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 450 MM TITANIO
TI00151017 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 500 MM TITANIO
TI00151018 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 260 MM TITANIO
TI00151019 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 280 MM TITANIO
TI00151020 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 300 MM TITANIO
TI00151021 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 320 MM TITANIO
TI00151022 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 340 MM TITANIO

TI00151023 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 360 MM TITANIO
TI00151024 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 380 MM TITANIO
TI00151025 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 400 MM TITANIO
TI00151026 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 420 MM TITANIO
TI00151027 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 260 MM TITANIO
TI00151028 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 280 MM TITANIO
TI00151029 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 300 MM TITANIO
TI00151030 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 320 MM TITANIO
TI00151031 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 340 MM TITANIO
TI00151032 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 360 MM TITANIO
TI00151033 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 380 MM TITANIO
TI00151034 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 400 MM TITANIO
TI00151035 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 420 MM TITANIO
TI00151036 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 260 MM TITANIO
TI00151037 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 280 MM TITANIO
TI00151038 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 300 MM TITANIO
TI00151039 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 320 MM TITANIO
TI00151040 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 340 MM TITANIO
TI00151041 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 360 MM TITANIO
TI00151042 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 380 MM TITANIO
TI00151043 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 400 MM TITANIO
TI00151044 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 420 MM TITANIO
TI00151045 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 260 MM TITANIO
TI00151046 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 280 MM TITANIO
TI00151047 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 300 MM TITANIO
TI00151048 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 320 MM TITANIO
TI00151049 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 340 MM TITANIO
TI00151050 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 360 MM TITANIO
TI00151051 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 380 MM TITANIO
TI00151052 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 400 MM TITANIO
TI00151053 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 420 MM TITANIO
TI00151054 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 260 MM TITANIO
TI00151055 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 280 MM TITANIO
TI00151056 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 300 MM TITANIO
TI00151057 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 320 MM TITANIO
TI00151058 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 340 MM TITANIO
TI00151059 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 360 MM TITANIO
TI00151060 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 380 MM TITANIO
TI00151061 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 400 MM TITANIO
TI00151062 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 420 MM TITANIO
TI00151063 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 260 MM TITANIO
TI00151064 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 280 MM TITANIO
TI00151065 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 300 MM TITANIO
TI00151066 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 320 MM TITANIO
TI00151067 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 340 MM TITANIO
TI00151068 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 360 MM TITANIO

TI00151069 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 380 MM TITANIO
TI00151070 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 400 MM TITANIO
TI00151071 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 420 MM TITANIO
TI00151072 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 7 X 320 MM TITANIO
TI00151073 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 7 X 360 MM TITANIO
TI00151074 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 7 X 380 MM TITANIO
TI00151075 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 200 MM TITANIO
TI00151076 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 260 MM TITANIO
TI00151077 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 280 MM TITANIO
TI00151078 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 300 MM TITANIO
TI00151079 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 320 MM TITANIO
TI00151080 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 340 MM TITANIO
TI00151081 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 360 MM TITANIO
TI00151082 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 380 MM TITANIO
TI00151083 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 400 MM TITANIO
TI00151084 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 420 MM TITANIO
TI00151085 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 260 MM TITANIO
TI00151086 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 280 MM TITANIO
TI00151087 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 300 MM TITANIO
TI00151088 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 320 MM TITANIO
TI00151089 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 340 MM TITANIO
TI00151090 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 360 MM TITANIO
TI00151091 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 380 MM TITANIO
TI00151092 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 400 MM TITANIO
TI00151093 CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 420 MM TITANIO
TI00151094 CLAVO MASTRAC Ø 10 MM X 600 MM TITANIO
TI00151095 CLAVO MASTRAC Ø 10 MM X 620 MM TITANIO
TI00151096 CLAVO MASTRAC Ø 10 MM X 740 MM TITANIO
TI00151097 CLAVO MASTRAC Ø 10 MM X 770 MM TITANIO
TI00151098 CLAVO MASTRAC Ø 10 MM X 800 MM TITANIO
TI00151099 CLAVO MASTRAC Ø 11 MM X 770 MM TITANIO
TI00151100 CLAVO MASTRAC Ø 11 MM X 800 MM TITANIO
TI00151101 CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 600 MM TITANIO
TI00151102 CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 620 MM TITANIO
TI00151103 CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 740 MM TITANIO
TI00151104 CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 770 MM TITANIO
TI00151105 CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 800 MM TITANIO
TI00151106 CLAVO MASTRAC TIBIAL 09 MM X 280 MM Y FEM. 11 MM X 360 MM LARGO TITANIO
TI00151107 CLAVO MASTRAC TIBIAL 09 MM X 380 MM Y FEM. 11 MM X 400 MM LARGO TITANIO
TI00151108 CLAVO MASTRAC TIBIAL 09 MM X 390 MM Y FEM. 11 MM X 410 MM LARGO TITANIO
TI00151109 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 210 MM Y FEM. 11 MM X 450 MM LARGO TITANIO
TI00151110 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 230 MM Y FEM. 14 MM X 470 MM LARGO TITANIO
TI00151111 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 250 MM Y FEM. 12 MM X 250 MM LARGO TITANIO
TI00151112 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 250 MM Y FEM. 13 MM X 500 MM LARGO TITANIO
TI00151113 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 270 MM Y FEM. 15 MM X 290 MM LARGO TITANIO
TI00151114 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 270 MM Y FEM. 15 MM X 310 MM LARGO TITANIO

TI00151115 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 280 MM Y FEM. 14 MM X 300 MM LARGO TITANIO
TI00151116 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 260 MM LARGO TITANIO
TI00151117 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 290 MM LARGO TITANIO
TI00151118 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X 360 MM TITANIO
TI00151119 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X 380 MM TITANIO
TI00151120 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 13 MM X 400 MM LARGO TITANIO
TI00151121 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 13 MM X 500 MM LARGO TITANIO
TI00151122 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 14 MM X 330 MM LARGO TITANIO
TI00151123 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 320 MM Y FEM. 11 MM X 320 MM LARGO TITANIO
TI00151124 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 375 MM Y FEM. 11 MM X 375 MM LARGO TITANIO
TI00151125 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 450 MM Y FEM. 12 MM X 330 MM LARGO TITANIO
TI00151126 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM Y FEM. 13 MM X 540 MM LARGO TITANIO
TI00151127 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM Y FEM. 13 MM X 590 MM LARGO TITANIO
TI00151128 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 200 MM Y FEM. 12,7 MM X 500 MM LARGO TITANIO
TI00151129 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 210 MM Y FEM. 13 MM X 400 MM LARGO TITANIO
TI00151130 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 250 MM Y FEM. 12,7 MM X 550 MM LARGO TITANIO
TI00151131 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 280 MM Y FEM. 14 MM X 370 MM LARGO TITANIO
TI00151132 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X 380 MM LARGO TITANIO
TI00151133 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X 400 MM LARGO TITANIO
TI00151134 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 300 MM Y FEM. 14 MM X 320 MM LARGO TITANIO
TI00151135 CLAVO MASTRAC TIBIAL 12 MM X 200 MM Y FEM. 14 MM X 500 MM LARGO TITANIO
TI00151136 CLAVO MASTRAC TIBIAL 12 MM x 250 MM Y FEM. 14 MM X 550 MM LARGO TITANIO
TI00151137 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 230 MM Y FEM. 9 MM X 330 MM LARGO TITANIO
TI00151138 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 250 MM Y FEM. 9 MM X 350 MM LARGO TITANIO
TI00151139 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 300 MM Y FEM. 10 MM X 220 MM LARGO TITANIO
TI00151140 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 300 MM Y FEM. 10 MM X 260 MM LARGO TITANIO
TI00151141 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 400 MM LARGO TITANIO
TI00151142 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 700 MM LARGO TITANIO
TI00151143 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 720 MM LARGO TITANIO
TI00151144 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 750 MM LARGO TITANIO
TI00151145 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 200 MM Y FEM. 10 MM X 190 MM LARGO TITANIO
TI00151146 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 200 MM Y FEM. 10 MM X 250 MM LARGO TITANIO
TI00151147 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 10 MM X 240 MM LARGO TITANIO
TI00151148 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 10 MM X 280 MM LARGO TITANIO
TI00151149 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 10 MM X 300 MM LARGO TITANIO
TI00151150 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 11 MM X 290 MM LARGO TITANIO
TI00151151 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 11 MM X 360 MM LARGO TITANIO
TI00151152 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 12 MM X 290 MM LARGO TITANIO
TI00151153 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 260 MM Y FEM. 11 MM X 350 MM LARGO TITANIO
TI00151154 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 260 MM Y FEM. 12 MM X 280 MM LARGO TITANIO
TI00151155 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 300 MM Y FEM. 10 MM X 290 MM LARGO TITANIO
TI00151156 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 320 MM LARGO TITANIO
TI00151157 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 380 MM LARGO TITANIO
TI00151158 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 350 MM Y FEM. 12 MM X 340 MM LARGO TITANIO
TI00151159 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 450 MM Y FEM. 11 MM X 330 MM LARGO TITANIO
TI00151160 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 12MM TITANIO

TI00151161 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 13MM TITANIO
TI00151162 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 15MM TITANIO
TI00151163 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 4,5MM TITANIO
TI00151164 ENDCAP P/ CLAVO HUMERAL TITANIO
TI00151165 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM TITANIO
TI00151166 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 30MM TITANIO
TI00151167 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 35MM TITANIO
TI00151168 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 40MM TITANIO
TI00151169 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 45MM TITANIO
TI00151170 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 50MM TITANIO
TI00151171 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 55MM TITANIO
TI00151172 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 60MM TITANIO
TI00151173 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 65MM TITANIO
TI00151174 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 70MM TITANIO
TI00151175 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 75MM TITANIO
TI00151176 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 80MM TITANIO
TI00151177 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 85MM TITANIO
TI00151178 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 90MM TITANIO
TI00151179 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 95MM TITANIO
TI00151180 ENDCAP S&N GAMA TITANIO
TI00151181 ENDCAP SY GAMA TITANIO
TI00151182 ENDCAP SY GAMA X 340 MM IZQ TITANIO
TI00151183 ENDCAP SY GAMA X 360 MM IZQ TITANIO
TI00151184 ENDCAP SY GAMA X 380 MM IZQ TITANIO
TI00151185 GE CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 MM TITANIO
TI00151186 GE CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 MM TITANIO
TI00151187 GE CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9MM TITANIO
TI00151188 GE CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 MM X 130° DER. TITANIO
TI00151189 GE CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 MM X 130° IZQ. TITANIO
TI00151190 GE TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA TITANIO
TI00151191 GE TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA TITANIO
TI00151192 PERNO DE BLOQUEO SY GAMA TITANIO
TI00151193 SEGURO PARA CLAVO END. GAMA Ø 8MM P/BLOQ. DE CEFÀLICO TITANIO
TI00151194 SET DE CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR TITANIO
TI00151195 TAMBOR P/ DESLIZANTE GAMA DIAM. 13MM TITANIO
TI00151196 TAMBOR P/ DESLIZANTE S&N GAMA TITANIO
TI00151197 TAMBOR P/ DESLIZANTE SY GAMA TITANIO
TI00151198 TORNILLO BLOQUEO P/TAMBOR GAMA DIAM. 10MM TITANIO
TI00151199 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 100 MM
TITANIO
TI00151200 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 105 MM
TITANIO
TI00151201 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 110 MM
TITANIO
TI00151202 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 115 MM
TITANIO

TI00151203 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 120 MM
TITANIO

TI00151204 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 125 MM
TITANIO

TI00151205 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 130 MM
TITANIO

TI00151206 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 135 MM
TITANIO

TI00151207 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 140 MM
TITANIO

TI00151208 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 145 MM
TITANIO

TI00151209 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 150 MM
TITANIO

TI00151210 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 30 M TITANIO

TI00151211 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 40 MM
TITANIO

TI00151212 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 45 MM
TITANIO

TI00151213 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 50 MM
TITANIO

TI00151214 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 55 MM
TITANIO

TI00151215 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 60 MM
TITANIO

TI00151216 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 65 MM
TITANIO

TI00151217 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 70 MM
TITANIO

TI00151218 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 75 MM
TITANIO

TI00151219 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 80 MM
TITANIO

TI00151220 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 85 MM
TITANIO

TI00151221 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 90 MM
TITANIO

TI00151222 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 95 MM
TITANIO

TI00151223 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 MM TITANIO

TI00151224 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 30 MM TITANIO

TI00151225 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 35 MM TITANIO

TI00151226 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 40 MM TITANIO

TI00151227 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 45 MM TITANIO

TI00151228 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 50 MM TITANIO

TI00151229 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 55 MM TITANIO

TI00151230 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 60 MM TITANIO
TI00151231 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 MM TITANIO
TI00151232 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 12 MM TITANIO
TI00151233 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 14 MM TITANIO
TI00151234 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 16 MM TITANIO
TI00151235 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 18 MM TITANIO
TI00151236 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 20 MM TITANIO
TI00151237 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 22 MM TITANIO
TI00151238 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 24 MM TITANIO
TI00151239 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 26 MM TITANIO
TI00151240 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 28 MM TITANIO
TI00151241 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 30 MM TITANIO
TI00151242 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 32 MM TITANIO
TI00151243 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 34 MM TITANIO
TI00151244 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 36 MM TITANIO
TI00151245 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 38 MM TITANIO
TI00151246 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 40 MM TITANIO
TI00151247 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 42 MM TITANIO
TI00151248 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 44 MM TITANIO
TI00151249 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 46 MM TITANIO
TI00151250 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 48 MM TITANIO
TI00151251 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 50 MM TITANIO
TI00151252 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 52 MM TITANIO
TI00151253 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 54 MM TITANIO
TI00151254 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 56 MM TITANIO
TI00151255 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 58 MM TITANIO
TI00151256 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 60 MM TITANIO
TI00151257 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 66 MM TITANIO
TI00151258 TORNILLO DE TENSION GAMA TITANIO
TI00151259 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 100 MM TITANIO
TI00151260 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 105 MM TITANIO
TI00151261 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 110 MM TITANIO
TI00151262 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 115 MM TITANIO
TI00151263 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 120 MM TITANIO
TI00151264 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 125 MM TITANIO
TI00151265 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 130 MM TITANIO
TI00151266 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 135 MM TITANIO
TI00151267 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 140 MM TITANIO
TI00151268 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 145 MM TITANIO
TI00151269 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 150 MM TITANIO
TI00151270 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 50 MM TITANIO
TI00151271 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 55 MM TITANIO
TI00151272 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 60 MM TITANIO
TI00151273 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 65 MM TITANIO
TI00151274 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 70 MM TITANIO
TI00151275 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 75 MM TITANIO

TI00151276 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 80 MM TITANIO
TI00151277 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 85 MM TITANIO
TI00151278 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 90 MM TITANIO
TI00151279 TORNILLO DESLIZANTE S&N GAMA 95 MM TITANIO
TI00151280 TORNILLO DYNAMED CORTICAL TITANIO
TI00151281 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 25 MM TITANIO
TI00151282 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 30 MM TITANIO
TI00151283 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 35 MM TITANIO
TI00151284 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 40 MM TITANIO
TI00151285 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 45 MM TITANIO
TI00151286 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 50 MM TITANIO
TI00151287 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 55 MM TITANIO
TI00151288 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 60 MM TITANIO
TI00151289 TORNILLO DYNAMED CORTICAL 65 MM TITANIO
TI00151290 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 40 MM TITANIO
TI00151291 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 45 MM TITANIO
TI00151292 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 50 MM TITANIO
TI00151293 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 55 MM TITANIO
TI00151294 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 60 MM TITANIO
TI00151295 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 65 MM TITANIO
TI00151296 TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA TITANIO
TI00151297 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 MM TITANIO
TI00151298 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 18 MM TITANIO
TI00151299 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 20 MM TITANIO
TI00151300 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 22 MM TITANIO
TI00151301 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 24 MM TITANIO
TI00151302 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 25 MM TITANIO
TI00151303 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 26 MM TITANIO
TI00151304 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 28 MM TITANIO
TI00151305 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 30 MM TITANIO
TI00151306 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 32 MM TITANIO
TI00151307 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 34 MM TITANIO
TI00151308 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 35 MM TITANIO
TI00151309 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 36 MM TITANIO
TI00151310 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 38 MM TITANIO
TI00151311 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 40 MM TITANIO
TI00151312 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 42 MM TITANIO
TI00151313 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 44 MM TITANIO
TI00151314 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 45 MM TITANIO
TI00151315 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 50 MM TITANIO
TI00151316 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 55 MM TITANIO
TI00151317 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 60 MM TITANIO
TI00151318 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 65 MM TITANIO
TI00151319 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 70 MM TITANIO
TI00151320 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 75 MM TITANIO
TI00151321 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 80 MM TITANIO

TI00151322 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 85 MM TITANIO
TI00151323 TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 90 MM TITANIO
TI00151324 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 MM TITANIO
TI00151325 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 18 MM TITANIO
TI00151326 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 20 MM TITANIO
TI00151327 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 22 MM TITANIO
TI00151328 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 24 MM TITANIO
TI00151329 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 26 MM TITANIO
TI00151330 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 28 MM TITANIO
TI00151331 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 30 MM TITANIO
TI00151332 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 32 MM TITANIO
TI00151333 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 34 MM TITANIO
TI00151334 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 36 MM TITANIO
TI00151335 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 38 MM TITANIO
TI00151336 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 40 MM TITANIO
TI00151337 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 42 MM TITANIO
TI00151338 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 44 MM TITANIO
TI00151339 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 X 46 MM TITANIO
TI00151340 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 X 55 MM TITANIO
TI00151341 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 X 60 MM TITANIO
TI00151342 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 100 MM TITANIO
TI00151343 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 MM TITANIO
TI00151344 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 20 MM TITANIO
TI00151345 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 25 MM TITANIO
TI00151346 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 30 MM TITANIO
TI00151347 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 35 MM TITANIO
TI00151348 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 40 MM TITANIO
TI00151349 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 45 MM TITANIO
TI00151350 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 50 MM TITANIO
TI00151351 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 55 MM TITANIO
TI00151352 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 60 MM TITANIO
TI00151353 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 65 MM TITANIO
TI00151354 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 70 MM TITANIO
TI00151355 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 75 MM TITANIO
TI00151356 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 80 MM TITANIO
TI00151357 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 85 MM TITANIO
TI00151358 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 90 MM TITANIO
TI00151359 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 X 95 MM TITANIO
TI00151360 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 5 X 15 MM TITANIO
TI00151361 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 MM TITANIO
TI00151362 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 100 MM TITANIO
TI00151363 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 30 MM TITANIO
TI00151364 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 35MM TITANIO
TI00151365 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 40 MM TITANIO
TI00151366 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 45 MM TITANIO
TI00151367 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 50 MM TITANIO

TI00151368 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 55 MM TITANIO
TI00151369 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 60 MM TITANIO
TI00151370 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 65 MM TITANIO
TI00151371 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 70 MM TITANIO
TI00151372 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 75 MM TITANIO
TI00151373 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 80 MM TITANIO
TI00151374 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 85 MM TITANIO
TI00151375 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 90 MM TITANIO
TI00151376 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 95 MM TITANIO
TI00151377 TORNILLOS DE BLOQUEO CLAVO RETRÓGRADO S & N DIAM 5 MM 70 MM TITANIO
TI27880159 TAPÓN P/CLAVO DE TIBIA Y FÉMUR Ø 8 MM
TI32100400 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO
TI32100420 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 20MM
TI32100422 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 22MM
TI32100424 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 24MM
TI32100426 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 26MM
TI32100428 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 28MM
TI32100430 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 30MM
TI32100432 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 32MM
TI32100434 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 34MM
TI32100436 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 36MM
TI32100438 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 38MM
TI32100440 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 40MM
TI32100442 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 42MM
TI32100444 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 44MM
TI32100446 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 46MM
TI32100448 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 48MM
TI32100450 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 50MM
TI32100452 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 52MM
TI32100454 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 54MM
TI32100456 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 56MM
TI32100458 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 58MM
TI32100460 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 60MM
TI33207180 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 180 MM
TI33207200 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 200 MM
TI33207220 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 220 MM
TI33207225 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 225 MM
TI33207240 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 240 MM
TI33207255 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 255 MM
TI33207260 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 260 MM
TI33207270 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 270 MM
TI33207280 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 280 MM
TI33207285 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 285 MM
TI33207300 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 300 MM
TI33207315 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 315 MM
TI33207330 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 330 MM

TI33207345 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 345 MM
TI33207360 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 360 MM
TI33207380 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 380 MM
TI33207400 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 400 MM
TI33207420 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 420 MM
TI33208180 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 180 MM
TI33208200 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 200 MM
TI33208220 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 220 MM
TI33208225 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 225 MM
TI33208240 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 240 MM
TI33208255 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 255 MM
TI33208260 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 260 MM
TI33208270 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 270 MM
TI33208280 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 280 MM
TI33208285 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 285 MM
TI33208300 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 300 MM
TI33208315 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 315 MM
TI33208330 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 330 MM
TI33208345 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 345 MM
TI33208360 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 360 MM
TI33208380 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 380 MM
TI33208400 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 400 MM
TI33208410 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA Ø 8,00 MM TI
TI33208420 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 420 MM
TI33209180 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 180 MM
TI33209200 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 200 MM
TI33209220 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 220 MM
TI33209225 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 225 MM
TI33209240 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 240 MM
TI33209255 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 255 MM
TI33209260 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 260 MM
TI33209270 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 270 MM
TI33209280 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 280 MM
TI33209285 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 285 MM
TI33209300 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 300 MM
TI33209315 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 315 MM
TI33209330 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 330 MM
TI33209345 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 345 MM
TI33209360 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 360 MM
TI33209380 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 380 MM
TI33209400 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 400 MM
TI33209420 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 420 MM
TI33219500 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEM. 10 MM X 500 MM LARGO TI
TI33219550 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEM. 10 MM X 550 MM LARGO TI
TI33219640 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEM. 10 MM X 640 MM LARGO TI
TI33600000 GE CLAVO PENTAFLEX (CUBITO-RADIO)

TI33600001 ENDCAP P/ CLAVOS PENTA-FLEX ROSCA INT. Y EXT.TI
TI33601000 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) TI
TI33601190 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 190 MMTI
TI33601210 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 210MM TI
TI33601230 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 230MM TI
TI33601250 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 250MM TI
TI33601270 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 270 MM TI
TI33601290 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 290MM TI
TI33602000 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) TI
TI33602190 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 190MM TI
TI33602210 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 210MM TI
TI33602230 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 230MM TI
TI33602250 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 250MM TI
TI33602270 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 270MM TI
TI33602290 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 290MM TI
TI34201428 SEGURO P/ CLAVO MASTRAC 1/4 x 28 TI
ti44208225 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 225 MM
ti44208235 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 235 MM
ti44208240 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 240 MM
ti44208255 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 255 MM
ti44208270 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 270 MM
ti44208285 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 285 MM
ti44208300 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 300 MM
ti44208315 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 315 MM
ti44208330 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 330 MM
ti44208345 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 345 MM
ti44208360 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 360 MM
ti44209225 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 225 MM
ti44209240 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 240 MM
ti44209255 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 255 MM
ti44209270 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 270 MM
ti44209285 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 285 MM
ti44209300 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 300 MM
ti44209315 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 315 MM
ti44209330 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 330 MM
ti44209345 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 345 MM
ti44209360 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 360 MM
TI92210000 SET TORNILLOS PIN ROSCADOS SHINTES TI

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

- Fracturas conminutas, en espiral, largas, oblicuas y segmentarias.
- Fracturas simples diafisarias, para reducir y fijar la fractura de huesos largos.
- Politraumatismos.

- Fracturas múltiples.
- Reconstrucción post resección de tumores e injertos.
- Alargamiento o acortamiento de huesos.
- Fracturas subtrocantericas, fracturas intertrocantericas y fracturas ipsilaterales del eje/cuello femoral.

Período de vida útil: 5 AÑOS

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NO CORRESPONDE

Forma de presentación: INDIVIDUAL.

Método de esterilización: ÓXIDO DE ETILENO

Nombre del fabricante:

PRIMA IMPLANTES S.A.

Lugar de elaboración:

BV DE LOS POLACOS 6751. CIUDAD DE CORDOBA. PROVINCIA DE CORDOBA. ARGENTINA
AV BELGRANO 3931. CIUDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO. PROVINCIA DE SANTIAGO DEL
ESTERO. ARGENTINA.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 917-24 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-005498-21-1

N° Identificadorio Trámite: 32090

AM