



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-2017-11366-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 7 de Noviembre de 2017

Referencia: 1-47-3110-5050-16-7

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-5050-16-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-134, denominado: SISTEMA DE CAJAS INTERSOMATICAS TORACOLUMBARES Y CERVICAL E INSTRUMENTAL ASOCIADO, marca: NUVASIVE.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-134, denominado: SISTEMA DE CAJAS INTERSOMATICAS TORACOLUMBARES Y CERVICAL E INSTRUMENTAL ASOCIADO, marca NUVASIVE según Disposición Autorizante de (RPPTM) N°

6108/14 y tramitado por expediente N° 1-47-20657-13-2.

ARTÍCULO 2°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-134.

ARTICULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-5050-16-7

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2017.11.07 15:14:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.07 15:14:36 -03'00'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma CIRUGÍA ALEMANA INSUMOS MÉDICOS S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-632-134 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: SISTEMA DE CAJAS INTERSOMATICAS TORACOLUMBARES Y CERVICAL E INSTRUMENTAL ASOCIADO

Marca: Nuvasine

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 6108/14

Tramitado por expediente N° 1-47-20657-13-2

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN/ RECTIFICACION AUTORIZADA
MODELOS	8594520 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x20mm 8594522 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x22.5mm 8594525 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x25mm 8594527 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x27.5mm 8594530 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x30mm 8594535 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x35mm 8595520 Tornillo XLR-F CoRoent®, 5.5x20mm 8595522 Tornillo XLR-F CoRoent®, 5.5x22.5mm 8595525 Tornillo XLR-F CoRoent®, 5.5x25mm 8595527 Tornillo XLR-F CoRoent®, 5.5x27.5mm 8595530 Tornillo XLR-F CoRoent®, 5.5x30mm 8595535 Tornillo XLR-F	8594520 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x20mm 8594522 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x22.5mm 8594525 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x25mm 8594527 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x27.5mm 8594530 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x30mm 8594535 Tornillo XLR-F CoRoent®, 4.5x35mm 8595520 Tornillo XLR-F CoRoent®, 5.5x20mm 8595522 Tornillo XLR-F CoRoent®, 5.5x22.5mm 8595525 Tornillo XLR-F CoRoent®, 5.5x25mm 8595527 Tornillo XLR-F CoRoent®, 5.5x27.5mm 8595530 Tornillo XLR-F CoRoent®, 5.5x30mm 8595535 Tornillo XLR-F

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

	<p>CoRoent®, 5.5x35mm 6941034 Implante Brigade, 10x34x24mm 8°</p> <p>6941038 Implante Brigade, 10x38x28mm 8°</p> <p>6961038 Implante Brigade, 10x38x32mm 8°</p> <p>6941042 Implante Brigade, 10x42x30mm 8°</p> <p>6941234 Implante Brigade, 12x34x24mm 8°</p> <p>6941238 Implante Brigade, 12x38x28mm 8°</p> <p>6961238 Implante Brigade, 12x38x32mm 8°</p> <p>6941242 Implante Brigade, 12x42x30mm 8°</p> <p>6941434 Implante Brigade, 14x34x24mm 8°</p> <p>6941438 Implante Brigade, 14x38x28mm 8°</p> <p>6961438 Implante Brigade, 14x38x32mm 8°</p> <p>6941442 Implante Brigade, 14x42x30mm 8°</p> <p>6941634 Implante Brigade, 16x34x24mm 8°</p> <p>6941638 Implante Brigade, 16x38x28mm 8°</p> <p>6961638 Implante Brigade, 16x38x32mm 8°</p> <p>6941642 Implante Brigade, 16x42x30mm</p>	<p>CoRoent®, 5.5x35mm 6941034 Implante Brigade, 10x34x24mm 8°</p> <p>6941038 Implante Brigade, 10x38x28mm 8°</p> <p>6961038 Implante Brigade, 10x38x32mm 8°</p> <p>6941042 Implante Brigade, 10x42x30mm 8°</p> <p>6941234 Implante Brigade, 12x34x24mm 8°</p> <p>6941238 Implante Brigade, 12x38x28mm 8°</p> <p>6961238 Implante Brigade, 12x38x32mm 8°</p> <p>6941242 Implante Brigade, 12x42x30mm 8°</p> <p>6941434 Implante Brigade, 14x34x24mm 8°</p> <p>6941438 Implante Brigade, 14x38x28mm 8°</p> <p>6961438 Implante Brigade, 14x38x32mm 8°</p> <p>6941442 Implante Brigade, 14x42x30mm 8°</p> <p>6941634 Implante Brigade, 16x34x24mm 8°</p> <p>6941638 Implante Brigade, 16x38x28mm 8°</p> <p>6961638 Implante Brigade, 16x38x32mm 8°</p> <p>6941642 Implante Brigade, 16x42x30mm 8°</p> <p>6941834 Implante Brigade, 18x34x24mm 8°</p> <p>6941838 Implante Brigade, 18x38x28mm 8°</p> <p>6961838 Implante Brigade, 18x38x32mm 8°</p> <p>6941842 Implante Brigade, 18x42x30mm 8°</p> <p>6942034 Implante Brigade, 20x34x24mm 8°</p> <p>6942038 Implante Brigade, 20x38x28mm 8°</p> <p>6962038 Implante Brigade, 20x38x32mm 8°</p> <p>6942042 Implante Brigade,</p>
--	---	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

8°	20x42x30mm 8°
6941834 Implante Brigade, 18x34x24mm 8°	6951034 Implante Brigade, 10x34x24mm 12°
6941838 Implante Brigade, 18x38x28mm 8°	6951234 Implante Brigade, 12x34x24mm 12°
6961838 Implante Brigade, 18x38x32mm 8°	6951238 Implante Brigade, 12x38x28mm 12°
6941842 Implante Brigade, 18x42x30mm 8°	6971238 Implante Brigade, 12x38x32mm 12°
6942034 Implante Brigade, 20x34x24mm 8°	6951242 Implante Brigade, 12x42x30mm 12°
6942038 Implante Brigade, 20x38x28mm 8°	6951434 Implante Brigade, 14x34x24mm 12°
6962038 Implante Brigade, 20x38x32mm 8°	6951438 Implante Brigade, 14x38x28mm 12°
6942042 Implante Brigade, 20x42x30mm 8°	6971438 Implante Brigade, 14x38x32mm 12°
6951034 Implante Brigade, 10x34x24mm 12°	6951442 Implante Brigade, 14x42x30mm 12°
6951234 Implante Brigade, 12x34x24mm 12°	6951634 Implante Brigade, 16x34x24mm 12°
6951238 Implante Brigade, 12x38x28mm 12°	6951638 Implante Brigade, 16x38x28mm 12°
6971238 Implante Brigade, 12x38x32mm 12°	6971638 Implante Brigade, 16x38x32mm 12°
6951242 Implante Brigade, 12x42x30mm 12°	6951642 Implante Brigade, 16x42x30mm 12°
6951434 Implante Brigade, 14x34x24mm 12°	6951834 Implante Brigade, 18x34x24mm 8°
6951438 Implante Brigade, 14x38x28mm 12°	6951838 Implante Brigade, 18x38x28mm 8°
6971438 Implante Brigade, 14x38x32mm	6971838 Implante Brigade, 18x38x32mm 8°
	6951842 Implante Brigade, 18x42x30mm 12°
	6952034 Implante Brigade, 20x34x24mm 12°
	6952038 Implante Brigade, 20x38x28mm 12°
	6952038 Implante Brigade, 20x38x32mm 12°
	6952042 Implante Brigade, 20x42x30mm 12°
	7710635 CoRoent® LX, 6mm
	7710835 CoRoent® LX, 8mm
	7711055 CoRoent® LX,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

12° 6951442 Implante Brigade, 14x42x30mm	10mm 7711275 CoRoent® LX, 12mm
12° 6951634 Implante Brigade, 16x34x24mm	7711495 CoRoent® LX, 14mm
12° 6951638 Implante Brigade, 16x38x28mm	7711615 CoRoent® LX, 16mm
12° 6971638 Implante Brigade, 16x38x32mm	7711835 CoRoent® LX, 18mm
12° 6951642 Implante Brigade, 16x42x30mm	7712055 CoRoent® LX, 20mm
12° 6951834 Implante Brigade, 18x34x24mm	6850810 CoRoent® LO, 8x10x25mm 5°
8° 6951838 Implante Brigade, 18x38x28mm	6850811 CoRoent® LO, 8x10x30mm 5°
8° 6971838 Implante Brigade, 18x38x32mm	6850812 CoRoent® LO, 8x10x35mm 5°
8° 6951842 Implante Brigade, 18x42x30mm	6850813 CoRoent® LO, 8x10x40mm 5°
12° 6952034 Implante Brigade, 20x34x24mm	6851010 CoRoent® LO, 10x10x25mm 5°
12° 6952038 Implante Brigade, 20x38x28mm	6851011 CoRoent® LO, 10x10x30mm 5°
12° 6952038 Implante Brigade, 20x38x32mm	6851012 CoRoent® LO, 10x10x35mm 5°
12° 6952042 Implante Brigade, 20x42x30mm	6851013 CoRoent® LO, 10x10x40mm 5°
7710635 CoRoent® LX, 6mm	6851210 CoRoent® LO, 12x10x25mm 5°
7710835 CoRoent® LX, 8mm	6851211 CoRoent® LO, 12x10x30mm 5°
7711055 CoRoent® LX, 10mm	6851212 CoRoent® LO, 12x10x35mm 5°
7711275 CoRoent® LX, 12mm	6851213 CoRoent® LO, 12x10x40mm 5°
	6851410 CoRoent® LO, 14x10x25mm 5°
	6851411 CoRoent® LO, 14x10x30mm 5°
	6851412 CoRoent® LO, 14x10x35mm 5°
	6851413 CoRoent® LO, 14x10x40mm 5°
	6908845 CoRoent® XL, 8x18x45mm
	6908850 CoRoent® XL, 8x18x50mm
	6908855 CoRoent® XL,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

7711495 CoRoent® LX, 14mm	8x18x55mm
7711615 CoRoent® LX, 16mm	6908860 CoRoent® XL, 8x18x60mm
7711835 CoRoent® LX, 18mm	6910845 CoRoent® XL, 10x18x45mm
7712055 CoRoent® LX, 20mm	6910850 CoRoent® XL, 10x18x50mm
6850810 CoRoent® LO, 8x10x25mm 5°	6910855 CoRoent® XL, 10x18x55mm
6850811 CoRoent® LO, 8x10x30mm 5°	6910860 CoRoent® XL, 10x18x60mm
6850812 CoRoent® LO, 8x10x35mm 5°	6912845 CoRoent® XL, 12x18x45mm
6850813 CoRoent® LO, 8x10x40mm 5°	6912850 CoRoent® XL, 12x18x50mm
6851010 CoRoent® LO, 10x10x25mm 5°	6912855 CoRoent® XL, 12x18x55mm
6851011 CoRoent® LO, 10x10x30mm 5°	6912860 CoRoent® XL, 12x18x60mm
6851012 CoRoent® LO, 10x10x35mm 5°	6914850 CoRoent® XL, 14x18x40mm
6851013 CoRoent® LO, 10x10x40mm 5°	6916850 CoRoent® XL, 16x18x40mm
6851210 CoRoent® LO, 12x10x25mm 5°	6980845 CoRoent® XL, 8x18x45mm 10°
6851211 CoRoent® LO, 12x10x30mm 5°	6980850 CoRoent® XL, 8x18x50mm 10°
6851212 CoRoent® LO, 12x10x35mm 5°	6980855 CoRoent® XL, 8x18x55mm 10°
6851213 CoRoent® LO, 12x10x40mm 5°	6980860 CoRoent® XL, 8x18x60mm 10°
6851410 CoRoent® LO, 14x10x25mm 5°	6981045 CoRoent® XL, 10x18x45mm 10°
6851411 CoRoent® LO, 14x10x30mm 5°	6981050 CoRoent® XL, 10x18x50mm 10°
6851412 CoRoent® LO, 14x10x35mm 5°	6981055 CoRoent® XL, 10x18x55mm 10°
6851413 CoRoent® LO, 14x10x40mm 5°	6981060 CoRoent® XL, 10x18x60mm 10°
6908845 CoRoent® XL, 8x18x45mm	6981245 CoRoent® XL, 12x18x45mm 10°
6908850 CoRoent® XL, 8x18x50mm	6981250 CoRoent® XL, 12x18x50mm 10°
6908855 CoRoent® XL, 8x18x55mm	6981255 CoRoent® XL, 12x18x55mm 10°
6908860 CoRoent® XL, 8x18x60mm	6981260 CoRoent® XL, 12x18x60mm 10°
	6908245 CoRoent® XL

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6910845 CoRoent® XL, 10x18x45mm	Ancho, 8x22x45mm
6910850 CoRoent® XL, 10x18x50mm	6908250 CoRoent® XL Ancho, 8x22x50mm
6910855 CoRoent® XL, 10x18x55mm	6908255 CoRoent® XL Ancho, 8x22x55mm
6910860 CoRoent® XL, 10x18x60mm	6908260 CoRoent® XL Ancho, 8x22x60mm
6912845 CoRoent® XL, 12x18x45mm	6910245 CoRoent® XL Ancho, 10x22x45mm
6912850 CoRoent® XL, 12x18x50mm	6910250 CoRoent® XL Ancho, 10x22x50mm
6912855 CoRoent® XL, 12x18x55mm	6910255 CoRoent® XL Ancho, 10x22x55mm
6912860 CoRoent® XL, 12x18x60mm	6910260 CoRoent® XL Ancho, 10x22x60mm
6914850 CoRoent® XL, 14x18x40mm	6912245 CoRoent® XL Ancho, 12x22x45mm
6916850 CoRoent® XL, 16x18x40mm	6912250 CoRoent® XL Ancho, 12x22x50mm
6980845 CoRoent® XL, 8x18x45mm 10°	6912255 CoRoent® XL Ancho, 12x22x55mm
6980850 CoRoent® XL, 8x18x50mm 10°	6912260 CoRoent® XL Ancho, 12x22x60mm
6980855 CoRoent® XL, 8x18x55mm 10°	6914250 CoRoent® XL Ancho, 14x22x50mm
6980860 CoRoent® XL, 8x18x60mm 10°	6916250 CoRoent® XL Ancho, 16x22x50mm
6981045 CoRoent® XL, 10x18x45mm 10°	6920845 CoRoent® XL Ancho, 8x22x45mm
6981050 CoRoent® XL, 10x18x50mm 10°	Lordótica
6981055 CoRoent® XL, 10x18x55mm 10°	6920850 CoRoent® XL Ancho, 8x22x50mm
6981060 CoRoent® XL, 10x18x60mm 10°	Lordótica
6981245 CoRoent® XL, 12x18x45mm 10°	6920855 CoRoent® XL Ancho, 8x22x55mm
6981250 CoRoent® XL, 12x18x50mm 10°	Lordótica
6981255 CoRoent® XL, 12x18x55mm 10°	6920860 CoRoent® XL Ancho, 8x22x60mm
6981260 CoRoent® XL, 12x18x60mm 10°	Lordótica
6908245 CoRoent® XL Ancho, 8x22x45mm	6921045 CoRoent® XL Ancho, 10x22x45mm
6908250 CoRoent® XL Ancho, 8x22x50mm	Lordótica
	6921050 CoRoent® XL Ancho, 10x22x50mm
	Lordótica
	6921055 CoRoent® XL Ancho, 10x22x55mm
	Lordótica

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6908255 CoRoent® XL Ancho, 8x22x55mm	6921060 CoRoent® XL Ancho, 10x22x60mm
6908260 CoRoent® XL Ancho, 8x22x60mm	Lordótica
6910245 CoRoent® XL Ancho, 10x22x45mm	6921245 CoRoent® XL Ancho, 12x22x45mm
6910250 CoRoent® XL Ancho, 10x22x50mm	Lordótica
6910255 CoRoent® XL Ancho, 10x22x55mm	6921250 CoRoent® XL Ancho, 12x22x50mm
6910260 CoRoent® XL Ancho, 10x22x60mm	Lordótica
6912245 CoRoent® XL Ancho, 12x22x45mm	6921255 CoRoent® XL Ancho, 12x22x55mm
6912250 CoRoent® XL Ancho, 12x22x50mm	Lordótica
6912255 CoRoent® XL Ancho, 12x22x55mm	6921260 CoRoent® XL Ancho, 12x22x60mm
6912260 CoRoent® XL Ancho, 12x22x60mm	Lordótica
6914250 CoRoent® XL Ancho, 14x22x50mm	6608925 CoRoent® LC, 8x9x25 8°
6916250 CoRoent® XL Ancho, 16x22x50mm	6610925 CoRoent® LC, 10x9x25 8°
6920845 CoRoent® XL Ancho, 8x22x45mm	6612925 CoRoent® LC, 12x9x25 8°
Lordótica	6614925 CoRoent® LC, 14x9x25 8°
6920850 CoRoent® XL Ancho, 8x22x50mm	6608125 CoRoent® LC, 8x11x25 8°
Lordótica	6610125 CoRoent® LC, 10x11x25 8°
6920855 CoRoent® XL Ancho, 8x22x55mm	6612125 CoRoent® LC, 12x11x25 8°
Lordótica	6614125 CoRoent® LC, 14x11x25 8°
6920860 CoRoent® XL Ancho, 8x22x60mm	6708920 CoRoent® LI, 8x9x20mm
Lordótica	6709920 CoRoent® LI, 9x9x20mm
6921045 CoRoent® XL Ancho, 10x22x45mm	6710920 CoRoent® LI, 10x9x20mm
Lordótica	6711920 CoRoent® LI, 11x9x20mm
6921050 CoRoent® XL Ancho, 10x22x50mm	6712920 CoRoent® LI, 12x9x20mm
Lordótica	6713920 CoRoent® LI, 13x9x20mm
6921055 CoRoent® XL Ancho, 10x22x55mm	6714920 CoRoent® LI, 14x9x20mm
Lordótica	6708926 CoRoent® LI, 8x9x26mm
6921060 CoRoent® XL Ancho, 10x22x60mm	6709926 CoRoent® LI,
Lordótica	

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6921245 CoRoent® XL Ancho, 12x22x45mm Lordótica	9x9x26mm 6710926 CoRoent® LI, 10x9x26mm
6921250 CoRoent® XL Ancho, 12x22x50mm Lordótica	6711926 CoRoent® LI, 11x9x26mm
6921255 CoRoent® XL Ancho, 12x22x55mm Lordótica	6712926 CoRoent® LI, 12x9x26mm
6921260 CoRoent® XL Ancho, 12x22x60mm Lordótica	6713926 CoRoent® LI, 13x9x26mm
6608925 CoRoent® LC, 8x9x25 8°	6714926 CoRoent® LI, 14x9x26mm
6610925 CoRoent® LC, 10x9x25 8°	6708932 CoRoent® LI, 8x9x32mm
6612925 CoRoent® LC, 12x9x25 8°	6709932 CoRoent® LI, 9x9x32mm
6614925 CoRoent® LC, 14x9x25 8°	6710932 CoRoent® LI, 10x9x32mm
6608125 CoRoent® LC, 8x11x25 8°	6711932 CoRoent® LI, 11x9x32mm
6610125 CoRoent® LC, 10x11x25 8°	6712932 CoRoent® LI, 12x9x32mm
6612125 CoRoent® LC, 12x11x25 8°	6713932 CoRoent® LI, 13x9x32mm
6614125 CoRoent® LC, 14x11x25 8°	6714932 CoRoent® LI, 14x9x32mm
6708920 CoRoent® LI, 8x9x20mm	6708120 CoRoent® LI, 8x11x20mm
6709920 CoRoent® LI, 9x9x20mm	6709120 CoRoent® LI, 9x11x20mm
6710920 CoRoent® LI, 10x9x20mm	6710120 CoRoent® LI, 10x11x20mm
6711920 CoRoent® LI, 11x9x20mm	6711120 CoRoent® LI, 11x11x20mm
6712920 CoRoent® LI, 12x9x20mm	6712120 CoRoent® LI, 12x11x20mm
6713920 CoRoent® LI, 13x9x20mm	6713120 CoRoent® LI, 13x11x20mm
6714920 CoRoent® LI, 14x9x20mm	6714120 CoRoent® LI, 14x11x20mm
6708926 CoRoent® LI, 8x9x26mm	6708126 CoRoent® LI, 8x11x26mm
6709926 CoRoent® LI, 9x9x26mm	6709126 CoRoent® LI, 9x11x26mm
6710926 CoRoent® LI, 10x9x26mm	6710126 CoRoent® LI, 10x11x26mm
	6711126 CoRoent® LI, 11x11x26mm
	6712126 CoRoent® LI,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6711926 CoRoent® LI, 11x9x26mm	12x11x26mm
6712926 CoRoent® LI, 12x9x26mm	6713126 CoRoent® LI, 13x11x26mm
6713926 CoRoent® LI, 13x9x26mm	6714126 CoRoent® LI, 14x11x26mm
6714926 CoRoent® LI, 14x9x26mm	6708132 CoRoent® LI, 8x11x32mm
6708932 CoRoent® LI, 8x9x32mm	6709132 CoRoent® LI, 9x11x32mm
6709932 CoRoent® LI, 9x9x32mm	6710132 CoRoent® LI, 10x11x32mm
6710932 CoRoent® LI, 10x9x32mm	6711132 CoRoent® LI, 11x11x32mm
6711932 CoRoent® LI, 11x9x32mm	6712132 CoRoent® LI, 12x11x32mm
6712932 CoRoent® LI, 12x9x32mm	6713132 CoRoent® LI, 13x11x32mm
6713932 CoRoent® LI, 13x9x32mm	6714132 CoRoent® LI, 14x11x32mm
6714932 CoRoent® LI, 14x9x32mm	6808925 CoRoent® LN, 8x9x25mm
6708120 CoRoent® LI, 8x11x20mm	6810925 CoRoent® LN, 10x9x25mm
6709120 CoRoent® LI, 9x11x20mm	6812925 CoRoent® LN, 12x9x25mm
6710120 CoRoent® LI, 10x11x20mm	6814925 CoRoent® LN, 14x9x25mm
6711120 CoRoent® LI, 11x11x20mm	6808930 CoRoent® LN, 8x9x30mm
6712120 CoRoent® LI, 12x11x20mm	6810930 CoRoent® LN, 10x9x30mm
6713120 CoRoent® LI, 13x11x20mm	6812930 CoRoent® LN, 12x9x30mm
6714120 CoRoent® LI, 14x11x20mm	6814930 CoRoent® LN, 14x9x30mm
6708126 CoRoent® LI, 8x11x26mm	6808125 CoRoent® LW, 8x11x25mm
6709126 CoRoent® LI, 9x11x26mm	6808130 CoRoent® LW, 8x11x30mm
6710126 CoRoent® LI, 10x11x26mm	6810125 CoRoent® LW, 10x11x25mm
6711126 CoRoent® LI, 11x11x26mm	6810130 CoRoent® LW, 10x11x30mm
6712126 CoRoent® LI, 12x11x26mm	6812125 CoRoent® LW, 12x11x25mm
6713126 CoRoent® LI, 13x11x26mm	6812130 CoRoent® LW, 12x11x30mm
	6814125 CoRoent® LW,

6714126 CoRoent® LI, 14x11x26mm	14x11x25mm
6708132 CoRoent® LI, 8x11x32mm	6814130 CoRoent® LW, 14x11x30mm
6709132 CoRoent® LI, 9x11x32mm	6708820 CoRoent® LT, 8x9x20 8°
6710132 CoRoent® LI, 10x11x32mm	6710820 CoRoent® LT, 10x9x20 8°
6711132 CoRoent® LI, 11x11x32mm	6712820 CoRoent® LT, 12x9x20 8°
6712132 CoRoent® LI, 12x11x32mm	6714820 CoRoent® LT, 14x9x20 8°
6713132 CoRoent® LI, 13x11x32mm	6708520 CoRoent® LT, 8x9x20 15°
6714132 CoRoent® LI, 14x11x32mm	6710520 CoRoent® LT, 10x9x20 15°
6808925 CoRoent® LN, 8x9x25mm	6712520 CoRoent® LT, 12x9x20 15°
6810925 CoRoent® LN, 10x9x25mm	7860850 CoRoent® XLF, 8x18x50mm
6812925 CoRoent® LN, 12x9x25mm	7860855 CoRoent® XLF, 8x18x55mm
6814925 CoRoent® LN, 14x9x25mm	7861050 CoRoent® XLF, 10x18x50mm
6808930 CoRoent® LN, 8x9x30mm	7861055 CoRoent® XLF, 10x18x55mm
6810930 CoRoent® LN, 10x9x30mm	7861250 CoRoent® XLF, 12x18x50mm
6812930 CoRoent® LN, 12x9x30mm	7861255 CoRoent® XLF, 12x18x55mm
6814930 CoRoent® LN, 14x9x30mm	7861450 CoRoent® XLF, 14x18x50mm
6808125 CoRoent® LW, 8x11x25mm	7861455 CoRoent® XLF, 14x18x55mm
6808130 CoRoent® LW, 8x11x30mm	7861650 CoRoent® XLF, 16x18x50mm
6810125 CoRoent® LW, 10x11x25mm	7861655 CoRoent® XLF, 16x18x55mm
6810130 CoRoent® LW, 10x11x30mm	7870850 CoRoent® XLF,8x18x50 10°
6812125 CoRoent® LW, 12x11x25mm	7870855 CoRoent® XLF,8x18x55 10°
6812130 CoRoent® LW, 12x11x30mm	7871050 CoRoent® XLF,10x18x50 10°
6814125 CoRoent® LW, 14x11x25mm	7871055 CoRoent® XLF,10x18x55 10°
6814130 CoRoent® LW, 14x11x30mm	7871250 CoRoent® XLF,12x18x50 10°
	7871255 CoRoent®

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6708820 CoRoent® LT, 8x9x20 8°	XLF,12x18x55 10°
6710820 CoRoent® LT, 10x9x20 8°	7871460 CoRoent® XLF,14x18x60 10°
6712820 CoRoent® LT, 12x9x20 8°	7871660 CoRoent® XLF,16x18x60 10°
6714820 CoRoent® LT, 14x9x20 8°	6170855 CoRoent® XLFW, 8x22x55mm Lordótica
6708520 CoRoent® LT, 8x9x20 15°	6170860 CoRoent® XLFW, 8x22x60mm Lordótica
6710520 CoRoent® LT, 10x9x20 15°	6171055 CoRoent® XLFW, 10x22x55mm Lordótica
6712520 CoRoent® LT, 12x9x20 15°	6171060 CoRoent® XLFW, 10x22x60mm Lordótica
7860850 CoRoent® XLF, 8x18x50mm	6171255 CoRoent® XLFW, 12x22x55mm Lordótica
7860855 CoRoent® XLF, 8x18x55mm	6171260 CoRoent® XLFW, 12x22x60mm Lordótica
7861050 CoRoent® XLF, 10x18x50mm	5475525 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x25mm Fijo
7861055 CoRoent® XLF, 10x18x55mm	5745540 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x40mm Fijo
7861250 CoRoent® XLF, 12x18x50mm	5475545 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x45mm Fijo
7861255 CoRoent® XLF, 12x18x55mm	5475550 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x50mm Fijo
7861450 CoRoent® XLF, 14x18x50mm	5475555 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x55mm Fijo
7861455 CoRoent® XLF, 14x18x55mm	5475560 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x60mm Fijo
7861650 CoRoent® XLF, 16x18x50mm	5485525 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x25mm Variable
7861655 CoRoent® XLF, 16x18x55mm	5485540 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x40mm Variable
7870850 CoRoent® XLF,8x18x50 10°	5485545 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x45mm Variable
7870855 CoRoent® XLF,8x18x55 10°	5485550 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x50mm Variable
7871050 CoRoent® XLF,10x18x50 10°	5485555 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x55mm Variable
7871055 CoRoent® XLF,10x18x55 10°	5485560 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x60mm Variable
7871250 CoRoent® XLF,12x18x50 10°	5485565 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x65mm Variable
7871255 CoRoent® XLF,12x18x55 10°	5486525 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x25mm Variable
7871460 CoRoent® XLF,14x18x60 10°	5486540 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x40mm Variable
	5486545 Tornillo CoRoent®

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

7871660 CoRoent® XLF, 16x18x60 10°	XLF, 6.5x45mm Variable
6170855 CoRoent® XLFW, 8x22x55mm Lordótica	5486550 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x50mm Variable
6170860 CoRoent® XLFW, 8x22x60mm Lordótica	5486555 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x55mm Variable
6171055 CoRoent® XLFW, 10x22x55mm Lordótica	5486560 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x60mm Variable
6171060 CoRoent® XLFW, 10x22x60mm Lordótica	6160850 CoRoent® XLFW, 8x22x50mm
6171255 CoRoent® XLFW, 12x22x55mm Lordótica	6160855 CoRoent® XLFW, 8x22x55mm
6171260 CoRoent® XLFW, 12x22x60mm Lordótica	6160860 CoRoent® XLFW, 8x22x60mm
5475525 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x25mm Fijo	6161050 CoRoent® XLFW, 10x22x50mm
5745540 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x40mm Fijo	6161055 CoRoent® XLFW, 10x22x55mm
5475545 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x45mm Fijo	6161060 CoRoent® XLFW, 10x22x60mm
5475550 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x50mm Fijo	6161250 CoRoent® XLFW, 12x22x50mm
5475555 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x55mm Fijo	6161255 CoRoent® XLFW, 12x22x55mm
5475560 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x60mm Fijo	6161260 CoRoent® XLFW, 12x22x60mm
5485525 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x25mm Variable	6161450 CoRoent® XLFW, 14x22x50mm
5485540 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x40mm Variable	6161455 CoRoent® XLFW, 14x22x55mm
5485545 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x45mm Variable	6161460 CoRoent® XLFW, 14x22x60mm
5485550 Tornillo	6170850 CoRoent® XLFW, 8x22x50mm Lordótica
	6170855 CoRoent® XLFW, 8x22x55mm Lordótica
	6170860 CoRoent® XLFW, 8x22x60mm Lordótica
	6171050 CoRoent® XLFW, 10x22x50mm Lordótica
	6171055 CoRoent® XLFW, 10x22x55mm Lordótica
	6171060 CoRoent® XLFW, 10x22x60mm Lordótica
	6171250 CoRoent® XLFW, 12x22x50mm Lordótica
	6171255 CoRoent® XLFW, 12x22x55mm Lordótica
	6171260 CoRoent® XLFW,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

<p>CoRoent® XLF, 5.5x50mm Variable 5485555 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x55mm Variable 5485560 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x60mm Variable 5485565 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x65mm Variable 5486525 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x25mm Variable 5486540 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x40mm Variable 5486545 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x45mm Variable 5486550 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x50mm Variable 5486555 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x55mm Variable 5486560 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x60mm Variable 6160850 CoRoent® XLFW, 8x22x50mm 6160855 CoRoent® XLFW, 8x22x55mm 6160860 CoRoent® XLFW, 8x22x60mm 6161050 CoRoent® XLFW, 10x22x50mm 6161055 CoRoent® XLFW, 10x22x55mm 6161060 CoRoent® XLFW, 10x22x60mm 6161250 CoRoent® XLFW, 12x22x50mm 6161255 CoRoent® XLFW, 12x22x55mm 6161260 CoRoent® XLFW, 12x22x60mm 6161450 CoRoent®</p>	<p>12x22x60mm Lordótica 6171450 CoRoent® XLFW, 14x22x50mm Lordótica 6171455 CoRoent® XLFW, 14x22x55mm Lordótica 6171460 CoRoent® XLFW, 14x22x60mm Lordótica 5486525 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x25mm Variable 5486545 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x45mm Variable 5486550 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x50mm Variable 5486555 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x55mm Variable 5486560 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x60mm Variable 5476525 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x25mm Fijo 5476545 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x45mm Fijo 5476550 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x50mm Fijo 5476555 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x55mm Fijo 5476560 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x60mm Fijo 5485525 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x25mm Variable 5485545 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x45mm Variable 5485550 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x50mm Variable 5485555 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x55mm Variable 5485560 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x60mm Variable 5475525 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x25mm Fijo 5475545 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x45mm Fijo 5475550 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x50mm Fijo 5475555 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x55mm Fijo 5475560 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x60mm Fijo 6200245 CoRoent® XL-H,</p>
---	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

XLFW, 14x22x50mm 6161455 CoRoent® XLFW, 14x22x55mm 6161460 CoRoent® XLFW, 14x22x60mm 6170850 CoRoent® XLFW, 8x22x50mm Lordótica 6170855 CoRoent® XLFW, 8x22x55mm Lordótica 6170860 CoRoent® XLFW, 8x22x60mm Lordótica 6171050 CoRoent® XLFW, 10x22x50mm Lordótica 6171055 CoRoent® XLFW, 10x22x55mm Lordótica 6171060 CoRoent® XLFW, 10x22x60mm Lordótica 6171250 CoRoent® XLFW, 12x22x50mm Lordótica 6171255 CoRoent® XLFW, 12x22x55mm Lordótica 6171260 CoRoent® XLFW, 12x22x60mm Lordótica 6171450 CoRoent® XLFW, 14x22x50mm Lordótica 6171455 CoRoent® XLFW, 14x22x55mm Lordótica 6171460 CoRoent® XLFW, 14x22x60mm Lordótica 5486525 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x25mm Variable 5486545 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x45mm Variable 5486550 Tornillo	2x22x45mm 20° 6200445 CoRoent® XL-H, 4x22x45mm 20° 6200645 CoRoent® XL-H, 6x22x45mm 20° 6200845 CoRoent® XL-H, 8x22x45mm 20° 6201045 CoRoent® XL-H, 10x22x45mm 20° 6200250 CoRoent® XL-H, 2x22x50mm 20° 6200450 CoRoent® XL-H, 4x22x50mm 20° 6200650 CoRoent® XL-H, 6x22x50mm 20° 6200850 CoRoent® XL-H, 8x22x50mm 20° 6201050 CoRoent® XL-H, 10x22x50mm 20° 6200255 CoRoent® XL-H, 2x22x55mm 20° 6200455 CoRoent® XL-H, 4x22x55mm 20° 6200655 CoRoent® XL-H, 6x22x55mm 20° 6200855 CoRoent® XL-H, 8x22x55mm 20° 6201055 CoRoent® XL-H, 10x22x55mm 20° 6200260 CoRoent® XL-H, 2x22x60mm 20° 6200460 CoRoent® XL-H, 4x22x60mm 20° 6200660 CoRoent® XL-H, 6x22x60mm 20° 6200860 CoRoent® XL-H, 8x22x60mm 20° 6201060 CoRoent® XL-H, 10x22x60mm 20° 6300245 CoRoent® XL-H, 2x22x45mm 30° 6300445 CoRoent® XL-H, 4x22x45mm 30° 6300645 CoRoent® XL-H, 6x22x45mm 30° 6300845 CoRoent® XL-H, 8x22x45mm 30° 6301045 CoRoent® XL-H,
---	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

CoRoent® XLF, 6.5x50mm Variable 5486555 Tornillo	10x22x45mm 30° 6300250 CoRoent® XL-H, 2x22x50mm 30°
CoRoent® XLF, 6.5x55mm Variable 5486560 Tornillo	6300450 CoRoent® XL-H, 4x22x50mm 30°
CoRoent® XLF, 6.5x60mm Variable 5476525 Tornillo	6300650 CoRoent® XL-H, 6x22x50mm 30°
CoRoent® XLF, 6.5x25mm Fijo 5476545 Tornillo	6300850 CoRoent® XL-H, 3x22x50mm 30°
CoRoent® XLF, 6.5x45mm Fijo 5476550 Tornillo	6301050 CoRoent® XL-H, 10x22x50mm 30°
CoRoent® XLF, 6.5x50mm Fijo 5476555 Tornillo	6300255 CoRoent® XL-H, 2x22x55mm 30°
CoRoent® XLF, 6.5x55mm Fijo 5476560 Tornillo	6300455 CoRoent® XL-H, 4x22x55mm 30°
CoRoent® XLF, 6.5x60mm Fijo 5485525 Tornillo	6300655 CoRoent® XL-H, 6x22x55mm 30°
CoRoent® XLF, 5.5x25mm Variable 5485545 Tornillo	6300855 CoRoent® XL-H, 8x22x55mm 30°
CoRoent® XLF, 5.5x45mm Variable 5485550 Tornillo	6301055 CoRoent® XL-H, 10x22x55mm 30°
CoRoent® XLF, 5.5x50mm Variable 5485555 Tornillo	6300260 CoRoent® XL-H, 2x22x60mm 30°
CoRoent® XLF, 5.5x55mm Variable 5485560 Tornillo	6300460 CoRoent® XL-H, 4x22x60mm 30°
CoRoent® XLF, 5.5x60mm Variable 5475525 Tornillo	6300660 CoRoent® XL-H, 6x22x60mm 30°
CoRoent® XLF, 5.5x25mm Fijo 5475545 Tornillo	6300860 CoRoent® XL-H, 8x22x60mm 30°
CoRoent® XLF, 5.5x45mm Fijo 5475550 Tornillo	6301060 CoRoent® XL-H, 10x22x60mm 30°
CoRoent® XLF, 5.5x50mm Fijo 5475555 Tornillo	6908840 CoRoent® XL, 8x18x40mm
CoRoent® XLF, 5.5x55mm Fijo 5475555 Tornillo	6908845 CoRoent® XL, 8x18x45mm
	6908850 CoRoent® XL, 8x18x50mm
	6908855 CoRoent® XL, 8x18x55mm
	6910840 CoRoent® XL, 10x18x40mm
	6910845 CoRoent® XL, 10x18x45mm
	6910850 CoRoent® XL, 10x18x50mm
	6910855 CoRoent® XL, 10x18x55mm
	6912840 CoRoent® XL,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

CoRoent® XLF, 5.5x55mm Fijo 5475560 Tornillo	12x18x40mm 6912845 CoRoent® XL, 12x18x45mm
CoRoent® XLF, 5.5x60mm Fijo	6912850 CoRoent® XL, 12x18x50mm
6200245 CoRoent® XL- H, 2x22x45mm 20°	6912855 CoRoent® XL, 12x18x55mm
6200445 CoRoent® XL- H, 4x22x45mm 20°	6914840 CoRoent® XL, 14x18x40mm
6200645 CoRoent® XL- H, 6x22x45mm 20°	6914845 CoRoent® XL, 14x18x45mm
6200845 CoRoent® XL- H, 8x22x45mm 20°	6914850 CoRoent® XL, 14x18x50mm
6201045 CoRoent® XL- H, 10x22x45mm 20°	6914855 CoRoent® XL, 14x18x55mm
6200250 CoRoent® XL- H, 2x22x50mm 20°	6916840 CoRoent® XL, 16x18x40mm
6200450 CoRoent® XL- H, 4x22x50mm 20°	6916845 CoRoent® XL, 16x18x45mm
6200650 CoRoent® XL- H, 6x22x50mm 20°	6916850 CoRoent® XL, 16x18x50mm
6200850 CoRoent® XL- H, 8x22x50mm 20°	6916855 CoRoent® XL, 16x18x55mm
6201050 CoRoent® XL- H, 10x22x50mm 20°	6980840 CoRoent® XL, 8x18x40mm 10°
6200255 CoRoent® XL- H, 2x22x55mm 20°	6980845 CoRoent® XL, 8x18x45mm 10°
6200455 CoRoent® XL- H, 4x22x55mm 20°	6980850 CoRoent® XL, 8x18x50mm 10°
6200655 CoRoent® XL- H, 6x22x55mm 20°	6980855 CoRoent® XL, 8x18x55mm 10°
6200855 CoRoent® XL- H, 8x22x55mm 20°	6981040 CoRoent® XL, 10x18x40mm 10°
6201055 CoRoent® XL- H, 10x22x55mm 20°	6981045 CoRoent® XL, 10x18x45mm 10°
6200260 CoRoent® XL- H, 2x22x60mm 20°	6981050 CoRoent® XL, 10x18x50mm 10°
6200460 CoRoent® XL- H, 4x22x60mm 20°	6981055 CoRoent® XL, 10x18x55mm 10°
6200660 CoRoent® XL- H, 6x22x60mm 20°	6981240 CoRoent® XL, 12x18x40mm 10°
6200860 CoRoent® XL- H, 8x22x60mm 20°	6981245 CoRoent® XL, 12x18x45mm 10°
6201060 CoRoent® XL- H, 10x22x60mm 20°	6981250 CoRoent® XL, 12x18x50mm 10°
6300245 CoRoent® XL- H, 2x22x45mm 30°	6981255 CoRoent® XL, 12x18x55mm 10°
6300445 CoRoent® XL-	6981440 CoRoent® XL,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

H, 4x22x45mm 30°	14x18x40mm 10°
6300645 CoRoent® XL-	6981445 CoRoent® XL,
H, 6x22x45mm 30°	14x18x45mm 10°
6300845 CoRoent® XL-	6981450 CoRoent® XL,
H, 8x22x45mm 30°	14x18x50mm 10°
6301045 CoRoent® XL-	6981455 CoRoent® XL,
H, 10x22x45mm 30°	14x18x55mm 10°
6300250 CoRoent® XL-	6981640 CoRoent® XL,
H, 2x22x50mm 30°	16x18x40mm 10°
6300450 CoRoent® XL-	6981645 CoRoent® XL,
H, 4x22x50mm 30°	16x18x45mm 10°
6300650 CoRoent® XL-	6981650 CoRoent® XL,
H, 6x22x50mm 30°	16x18x50mm 10°
6300850 CoRoent® XL-	6981655 CoRoent® XL,
H, 8x22x50mm 30°	16x18x55mm 10°
6301050 CoRoent® XL-	6808240 CoRoent® XLW,
H, 10x22x50mm 30°	8x22x40mm
6300255 CoRoent® XL-	6808245 CoRoent® XLW
H, 2x22x55mm 30°	Ancho, 8x22x45mm
6300455 CoRoent® XL-	6808250 CoRoent® XLW
H, 4x22x55mm 30°	Ancho, 8x22x50mm
6300655 CoRoent® XL-	6808255 CoRoent® XLW
H, 6x22x55mm 30°	Ancho, 8x22x55mm
6300855 CoRoent® XL-	6810240 CoRoent® XLW,
H, 8x22x55mm 30°	10x22x40mm
6301055 CoRoent® XL-	6810245 CoRoent® XLW
H, 10x22x55mm 30°	Ancho, 10x22x45mm
6300260 CoRoent® XL-	6810250 CoRoent® XLW
H, 2x22x60mm 30°	Ancho, 10x22x50mm
6300460 CoRoent® XL-	6810255 CoRoent® XLW
H, 4x22x60mm 30°	Ancho, 10x22x55mm
6300660 CoRoent® XL-	6812240 CoRoent® XLW,
H, 6x22x60mm 30°	12x22x40mm
6300860 CoRoent® XL-	6812245 CoRoent® XLW
H, 8x22x60mm 30°	Ancho, 12x22x45mm
6301060 CoRoent® XL-	6812250 CoRoent® XLW
H, 10x22x60mm 30°	Ancho, 12x22x50mm
5908840 CoRoent® XL,	6812255 CoRoent® XLW
8x18x40mm	Ancho, 12x22x55mm
6908845 CoRoent® XL,	6814240 CoRoent® XLW,
8x18x45mm	14x22x40mm
6908850 CoRoent® XL,	6814245 CoRoent® XLW
8x18x50mm	Ancho, 14x22x45mm
6908855 CoRoent® XL,	6814250 CoRoent® XLW
8x18x55mm	Ancho, 14x22x50mm
6910840 CoRoent® XL,	6814255 CoRoent® XLW
10x18x40mm	Ancho, 14x22x55mm
6910845 CoRoent® XL,	6816240 CoRoent® XLW,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

10x18x45mm 6910850 CoRoent® XL, 10x18x50mm 6910855 CoRoent® XL, 10x18x55mm 6912840 CoRoent® XL, 12x18x40mm 6912845 CoRoent® XL, 12x18x45mm 6912850 CoRoent® XL, 12x18x50mm 6912855 CoRoent® XL, 12x18x55mm 6914840 CoRoent® XL, 14x18x40mm 6914845 CoRoent® XL, 14x18x45mm 6914850 CoRoent® XL, 14x18x50mm 6914855 CoRoent® XL, 14x18x55mm 6916840 CoRoent® XL, 16x18x40mm 6916845 CoRoent® XL, 16x18x45mm 6916850 CoRoent® XL, 16x18x50mm 6916855 CoRoent® XL, 16x18x55mm 6980840 CoRoent® XL, 8x18x40mm 10° 6980845 CoRoent® XL, 8x18x45mm 10° 6980850 CoRoent® XL, 8x18x50mm 10° 6980855 CoRoent® XL, 8x18x55mm 10° 6981040 CoRoent® XL, 10x18x40mm 10° 6981045 CoRoent® XL, 10x18x45mm 10° 6981050 CoRoent® XL, 10x18x50mm 10° 6981055 CoRoent® XL, 10x18x55mm 10° 6981240 CoRoent® XL, 12x18x40mm 10° 6981245 CoRoent® XL,	16x22x40mm 6816245 CoRoent® XLW Ancho, 16x22x45mm 6816250 CoRoent® XLW Ancho, 16x22x50mm 6816255 CoRoent® XLW Ancho, 16x22x55mm 6808340 CoRoent® XLW, 8x22x40mm Lordótica 6920845 CoRoent® XLW Ancho, 8x22x45mm Lordótica 6920850 CoRoent® XLW Ancho, 8x22x50mm Lordótica 6920855 CoRoent® XLW Ancho, 8x22x55mm Lordótica 6810340 CoRoent® XLW, 10x22x40mm Lordótica 6921045 CoRoent® XLW Ancho, 10x22x45mm Lordótica 6921050 CoRoent® XLW Ancho, 10x22x50mm Lordótica 6921055 CoRoent® XLW Ancho, 10x22x55mm Lordótica 6812340 CoRoent® XLW, 12x22x40mm Lordótica 6921245 CoRoent® XLW Ancho, 12x22x45mm Lordótica 6921250 CoRoent® XLW Ancho, 12x22x50mm Lordótica 6921255 CoRoent® XLW Ancho, 12x22x55mm Lordótica 6814340 CoRoent® XLW, 14x22x40mm Lordótica 6921445 CoRoent® XLW Ancho, 14x22x45mm Lordótica 6921450 CoRoent® XLW Ancho, 14x22x50mm Lordótica
--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

12x18x45mm 10° 6981250 CoRoent® XL, 12x18x50mm 10° 6981255 CoRoent® XL, 12x18x55mm 10° 6981440 CoRoent® XL, 14x18x40mm 10° 6981445 CoRoent® XL, 14x18x45mm 10° 6981450 CoRoent® XL, 14x18x50mm 10° 6981455 CoRoent® XL, 14x18x55mm 10° 6981640 CoRoent® XL, 16x18x40mm 10° 6981645 CoRoent® XL, 16x18x45mm 10° 6981650 CoRoent® XL, 16x18x50mm 10° 6981655 CoRoent® XL, 16x18x55mm 10° 6808240 CoRoent® XLW, 8x22x40mm 6808245 CoRoent® XLW Ancho, 8x22x45mm 6808250 CoRoent® XLW Ancho, 8x22x50mm 6808255 CoRoent® XLW Ancho, 8x22x55mm 6810240 CoRoent® XLW, 10x22x40mm 6810245 CoRoent® XLW Ancho, 10x22x45mm 6810250 CoRoent® XLW Ancho, 10x22x50mm 6810255 CoRoent® XLW Ancho, 10x22x55mm 6812240 CoRoent® XLW, 12x22x40mm 6812245 CoRoent® XLW Ancho, 12x22x45mm 6812250 CoRoent® XLW Ancho, 12x22x50mm 6812255 CoRoent® XLW Ancho, 12x22x55mm 6814240 CoRoent® XLW, 14x22x40mm 6814245 CoRoent® XLW	6921455 CoRoent® XLW Ancho, 14x22x55mm Lordótica 6816340 CoRoent® XLW, 16x22x40mm Lordótica 6921645 CoRoent® XLW Ancho, 16x22x45mm Lordótica 6921650 CoRoent® XLW Ancho, 16x22x50mm Lordótica 6921655 CoRoent® XLW Ancho, 16x22x55mm Lordótica 6908860 CoRoent® XL, 8x18x60mm 6900860 CoRoent® XL, 8x18x60mm 10° 6910860 CoRoent® XL, 10x18x60mm 6901060 CoRoent® XL, 10x18x60mm 10° 6912860 CoRoent® XL, 12x18x60mm 6901260 CoRoent® XL, 12x18x60mm 10° 6914860 CoRoent® XL, 14x18x60mm 6901460 CoRoent® XL, 14x18x60mm 10° 6916860 CoRoent® XL, 16x18x60mm 6901660 CoRoent® XL, 16x18x60mm 10° 6908260 CoRoent® XL Ancho, 8x22x60mm 6920860 CoRoent® XL Ancho, 8x22x60mm Lordótica 6910260 CoRoent® XL Ancho, 10x22x60mm 6921060 CoRoent® XL Ancho, 10x22x60mm Lordótica 6912260 CoRoent® XL Ancho, 12x22x60mm 6921260 CoRoent® XL Ancho, 12x22x60mm
---	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

Ancho, 14x22x45mm 6814250 CoRoent® XLW	Lordótica 6914260 CoRoent® XL
Ancho, 14x22x50mm 6814255 CoRoent® XLW	Ancho, 14x22x60mm 6921460 CoRoent® XL
Ancho, 14x22x55mm 6816240 CoRoent®	Ancho, 14x22x60mm Lordótica
XLW, 16x22x40mm 6816245 CoRoent® XLW	6916260 CoRoent® XL
Ancho, 16x22x45mm 6816250 CoRoent® XLW	Ancho, 16x22x60mm 6921660 CoRoent® XL
Ancho, 16x22x50mm 6816255 CoRoent® XLW	Ancho, 16x22x60mm Lordótica
Ancho, 16x22x55mm 6808340 CoRoent®	6908840 CoRoent® XL, 8x18x40mm
XLW, 8x22x40mm Lordótica	6908845 CoRoent® XL, 8x18x45mm
6920845 CoRoent® XLW	6908850 CoRoent® XL, 8x18x50mm
Ancho, 8x22x45mm Lordótica	6908855 CoRoent® XL, 8x18x55mm
6920850 CoRoent® XLW	6910840 CoRoent® XL, 10x18x40mm
Ancho, 8x22x50mm Lordótica	6910845 CoRoent® XL, 10x18x45mm
6920855 CoRoent® XLW	6910850 CoRoent® XL, 10x18x50mm
Ancho, 8x22x55mm Lordótica	6910855 CoRoent® XL, 10x18x55mm
6810340 CoRoent®	6912840 CoRoent® XL, 12x18x40mm
XLW, 10x22x40mm Lordótica	6912845 CoRoent® XL, 12x18x45mm
6921045 CoRoent® XLW	6912850 CoRoent® XL, 12x18x50mm
Ancho, 10x22x45mm Lordótica	6912855 CoRoent® XL, 12x18x55mm
6921050 CoRoent® XLW	6914840 CoRoent® XL, 14x18x40mm
Ancho, 10x22x50mm Lordótica	6914845 CoRoent® XL, 14x18x45mm
6921055 CoRoent® XLW	6914850 CoRoent® XL, 14x18x50mm
Ancho, 10x22x55mm Lordótica	6914855 CoRoent® XL, 14x18x55mm
6812340 CoRoent®	6916840 CoRoent® XL, 16x18x40mm
XLW, 12x22x40mm Lordótica	6916845 CoRoent® XL, 16x18x45mm
6921245 CoRoent® XLW	6916850 CoRoent® XL,
Ancho, 12x22x45mm Lordótica	
6921250 CoRoent® XLW	
Ancho, 12x22x50mm Lordótica	
6921255 CoRoent® XLW	
Ancho, 12x22x55mm	

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

Lordótica	16x18x50mm
6814340 CoRoent® XLW, 14x22x40mm	6916855 CoRoent® XL, 16x18x55mm
Lordótica	6980840 CoRoent® XL, 8x18x40mm 10°
6921445 CoRoent® XLW Ancho, 14x22x45mm	6980845 CoRoent® XL, 8x18x45mm 10
Lordótica	6980850 CoRoent® XL, 8x18x50mm 10
6921450 CoRoent® XLW Ancho, 14x22x50mm	6980855 CoRoent® XL, 8x18x55mm 10
Lordótica	6981040 CoRoent® XL, 10x18x40mm 10
6921455 CoRoent® XLW Ancho, 14x22x55mm	6981045 CoRoent® XL, 10x18x45mm 10
Lordótica	6981050 CoRoent® XL, 10x18x50mm 10
6816340 CoRoent® XLW, 16x22x40mm	6981055 CoRoent® XL, 10x18x55mm 10
Lordótica	6981240 CoRoent® XL, 12x18x40mm 10
6921645 CoRoent® XLW Ancho, 16x22x45mm	6981245 CoRoent® XL, 12x18x45mm 10
Lordótica	6981250 CoRoent® XL, 12x18x50mm 10
6921650 CoRoent® XLW Ancho, 16x22x50mm	6981255 CoRoent® XL, 12x18x55mm 10
Lordótica	6981440 CoRoent® XL, 14x18x40mm 10
6921655 CoRoent® XLW Ancho, 16x22x55mm	6981445 CoRoent® XL, 14x18x45mm 10
Lordótica	6981450 CoRoent® XL, 14x18x50mm 10
6908860 CoRoent® XL, 8x18x60mm	6981455 CoRoent® XL, 14x18x55mm 10
6900860 CoRoent® XL, 8x18x60mm 10°	6981640 CoRoent® XL, 16x18x40mm 10
6910860 CoRoent® XL, 10x18x60mm	6981645 CoRoent® XL, 16x18x45mm 10
6901060 CoRoent® XL, 10x18x60mm 10°	6981650 CoRoent® XL, 16x18x50mm 10
6912860 CoRoent® XL, 12x18x60mm	6981655 CoRoent® XL, 16x18x55mm 10
6901260 CoRoent® XL, 12x18x60mm 10°	6921044 CoRoent® XLR, 10x34x24 8°
6914860 CoRoent® XL, 14x18x60mm	6921244 CoRoent® XLR, 12x34x24 8°
6901460 CoRoent® XL, 14x18x60mm 10°	6921444 CoRoent® XLR,
6916860 CoRoent® XL, 16x18x60mm	
6901660 CoRoent® XL, 16x18x60mm 10°	
6908260 CoRoent® XL Ancho, 8x22x60mm	
6920860 CoRoent® XL	

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

Ancho, 8x22x60mm Lordótica 6910260 CoRoent® XL	14x34x24 8° 6921644 CoRoent® XLR, 16x34x24 8°
Ancho, 10x22x60mm 6921060 CoRoent® XL	6921844 CoRoent® XLR, 18x34x24 8°
Ancho, 10x22x60mm Lordótica 6912260 CoRoent® XL	6922044 CoRoent® XLR, 20x34x24 8°
Ancho, 12x22x60mm 6921260 CoRoent® XL	6921088 CoRoent® XLR, 10x38x28 8°
Ancho, 12x22x60mm Lordótica 6914260 CoRoent® XL	6921288 CoRoent® XLR, 12x38x28 8°
Ancho, 14x22x60mm 6921460 CoRoent® XL	6921488 CoRoent® XLR, 14x38x28 8°
Ancho, 14x22x60mm Lordótica 6916260 CoRoent® XL	6921688 CoRoent® XLR, 16x38x28 8°
Ancho, 16x22x60mm 6921660 CoRoent® XL	6921888 CoRoent® XLR, 18x38x28 8°
Ancho, 16x22x60mm Lordótica 6908840 CoRoent® XL, 8x18x40mm	6922088 CoRoent® XLR, 20x38x28 8°
6908845 CoRoent® XL, 8x18x45mm	6931288 CoRoent® XLR, 12x38x28 15°
6908850 CoRoent® XL, 8x18x50mm	6931488 CoRoent® XLR, 14x38x28 15°
6908855 CoRoent® XL, 8x18x55mm	6931688 CoRoent® XLR, 16x38x28 15°
6910840 CoRoent® XL, 10x18x40mm	6931888 CoRoent® XLR, 18x38x28 15°
6910845 CoRoent® XL, 10x18x45mm	6932088 CoRoent® XLR, 20x38x28 15°
6910850 CoRoent® XL, 10x18x50mm	6990625 CoRoent® XLT, 6x16x25mm
6910855 CoRoent® XL, 10x18x55mm	6990630 CoRoent® XLT, 6x16x30mm
6912840 CoRoent® XL, 12x18x40mm	6990635 CoRoent® XLT, 6x16x35mm
6912845 CoRoent® XL, 12x18x45mm	6990640 CoRoent® XLT, 6x16x40mm
6912850 CoRoent® XL, 12x18x50mm	6990825 CoRoent® XLT, 8x16x25mm
6912855 CoRoent® XL, 12x18x55mm	6990830 CoRoent® XLT, 8x16x30mm
6914840 CoRoent® XL, 14x18x40mm	6990835 CoRoent® XLT, 8x16x35mm
	6990840 CoRoent® XLT, 8x16x40mm
	6991025 CoRoent® XLT, 10x16x25mm
	6991030 CoRoent® XLT,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6914845 CoRoent® XL, 14x18x45mm	10x16x30mm
6914850 CoRoent® XL, 14x18x50mm	6991035 CoRoent® XLT, 10x16x35mm
6914855 CoRoent® XL, 14x18x55mm	6991040 CoRoent® XLT, 10x16x40mm
6916840 CoRoent® XL, 16x18x40mm	6991225 CoRoent® XLT, 12x16x25mm
6916845 CoRoent® XL, 16x18x45mm	6991230 CoRoent® XLT, 12x16x30mm
6916850 CoRoent® XL, 16x18x50mm	6991235 CoRoent® XLT, 12x16x35mm
6916855 CoRoent® XL, 16x18x55mm	6991240 CoRoent® XLT, 12x16x40mm
6980840 CoRoent® XL, 8x18x40mm 10 ³	6208045 CoRoent® XL-XW, 8x26x45mm
6980845 CoRoent® XL, 8x18x45mm 10	6208050 CoRoent® XL-XW, 8x26x50mm
6980850 CoRoent® XL, 8x18x50mm 10	6208055 CoRoent® XL-XW, 8x26x55mm
6980855 CoRoent® XL, 8x18x55mm 10	6208060 CoRoent® XL-XW, 8x26x60mm
6981040 CoRoent® XL, 10x18x40mm 10	6210045 CoRoent® XL-XW, 10x26x45mm
6981045 CoRoent® XL, 10x18x45mm 10	6210050 CoRoent® XL-XW, 10x26x50mm
6981050 CoRoent® XL, 10x18x50mm 10	6210055 CoRoent® XL-XW, 10x26x55mm
6981055 CoRoent® XL, 10x18x55mm 10	6210060 CoRoent® XL-XW, 10x26x60mm
6981240 CoRoent® XL, 12x18x40mm 10	6212045 CoRoent® XL-XW, 12x26x45mm
6981245 CoRoent® XL, 12x18x45mm 10	6212050 CoRoent® XL-XW, 12x26x50mm
6981250 CoRoent® XL, 12x18x50mm 10	6212055 CoRoent® XL-XW, 12x26x55mm
6981255 CoRoent® XL, 12x18x55mm 10	6212060 CoRoent® XL-XW, 12x26x60mm
6981440 CoRoent® XL, 14x18x40mm 10	6214045 CoRoent® XL-XW, 14x26x45mm
6981445 CoRoent® XL, 14x18x45mm 10	6214050 CoRoent® XL-XW, 14x26x50mm
6981450 CoRoent® XL, 14x18x50mm 10	6214055 CoRoent® XL-XW, 14x26x55mm
6981455 CoRoent® XL, 14x18x55mm 10	6214060 CoRoent® XL-XW, 14x26x60mm
6981640 CoRoent® XL, 16x18x40mm 10	6216045 CoRoent® XL-XW, 16x26x45mm
	6216050 CoRoent® XL-XW,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6981645 CoRoent® XL, 16x18x45mm 10	16x26x50mm
6981650 CoRoent® XL, 16x18x50mm 10	6216055 CoRoent® XL-XW, 16x26x55mm
6981655 CoRoent® XL, 16x18x55mm 10	6216060 CoRoent® XL-XW, 16x26x60mm
6921044 CoRoent® XLR, 10x34x24 8°	6208145 CoRoent® XL-XW, 8x26x45mm 10°
6921244 CoRoent® XLR, 12x34x24 8°	6208150 CoRoent® XL-XW, 8x26x50mm 10°
6921444 CoRoent® XLR, 14x34x24 8°	6208155 CoRoent® XL-XW, 8x26x55mm 10°
6921644 CoRoent® XLR, 16x34x24 8°	6208160 CoRoent® XL-XW, 8x26x60mm 10°
6921844 CoRoent® XLR, 18x34x24 8°	6210145 CoRoent® XL-XW, 10x26x45mm 10°
6922044 CoRoent® XLR, 20x34x24 8°	6210150 CoRoent® XL-XW, 10x26x50mm 10°
6921088 CoRoent® XLR, 10x38x28 8°	6210155 CoRoent® XL-XW, 10x26x55mm 10°
6921288 CoRoent® XLR, 12x38x28 8°	6210160 CoRoent® XL-XW, 10x26x60mm 10°
6921488 CoRoent® XLR, 14x38x28 8°	6212145 CoRoent® XL-XW, 12x26x45mm 10°
6921688 CoRoent® XLR, 16x38x28 8°	6212150 CoRoent® XL-XW, 12x26x50mm 10°
6921888 CoRoent® XLR, 18x38x28 8°	6212155 CoRoent® XL-XW, 12x26x55mm 10°
6922088 CoRoent® XLR, 20x38x28 8°	6212160 CoRoent® XL-XW, 12x26x60mm 10°
6931288 CoRoent® XLR, 12x38x28 15°	6214145 CoRoent® XL-XW, 14x26x45mm 10°
6931488 CoRoent® XLR, 14x38x28 15°	6214150 CoRoent® XL-XW, 14x26x50mm 10°
6931688 CoRoent® XLR, 16x38x28 15°	6214155 CoRoent® XL-XW, 14x26x55mm 10°
6931888 CoRoent® XLR, 18x38x28 15°	6214160 CoRoent® XL-XW, 14x26x60mm 10°
6932088 CoRoent® XLR, 20x38x28 15°	6216145 CoRoent® XL-XW, 16x26x45mm 10°
6990625 CoRoent® XLT, 6x16x25mm	6216150 CoRoent® XL-XW, 16x26x50mm 10°
6990630 CoRoent® XLT, 6x16x30mm	6216155 CoRoent® XL-XW, 16x26x55mm 10°
6990635 CoRoent® XLT, 6x16x35mm	6216160 CoRoent® XL-XW, 16x26x60mm 10°
6990640 CoRoent® XLT, 6x16x40mm	6850104 CoRoent® Pequeño Contorneado, S4
	6850105 CoRoent®

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6990825 CoRoent® XLT, 8x16x25mm	Pequeño Contorneado, S5 6850106 CoRoent®
6990830 CoRoent® XLT, 8x16x30mm	Pequeño Contorneado, S6 6850107 CoRoent®
6990835 CoRoent® XLT, 8x16x35mm	Pequeño Contorneado, S7 6850108 CoRoent®
6990840 CoRoent® XLT, 8x16x40mm	Pequeño Contorneado, S8 6850204 CoRoent®
6991025 CoRoent® XLT, 10x16x25mm	Pequeño Contorneado, M4 6850205 CoRoent®
6991030 CoRoent® XLT, 10x16x30mm	Pequeño Contorneado, M5 6850206 CoRoent®
6991035 CoRoent® XLT, 10x16x35mm	Pequeño Contorneado, M6 6850207 CoRoent®
6991040 CoRoent® XLT, 10x16x40mm	Pequeño Contorneado, M7 6850208 CoRoent®
6991225 CoRoent® XLT, 12x16x25mm	Pequeño Contorneado, M8 6805115 CoRoent®
6991230 CoRoent® XLT, 12x16x30mm	Pequeño, 5x11x14mm 6806115 CoRoent®
6991235 CoRoent® XLT, 12x16x35mm	Pequeño, 6x11x14mm 6807115 CoRoent®
6991240 CoRoent® XLT, 12x16x40mm	Pequeño, 7x11x14mm 6808115 CoRoent®
6208045 CoRoent® XL- XW, 8x26x45mm	Pequeño, 8x11x14mm 6809115 CoRoent®
6208050 CoRoent® XL- XW, 8x26x50mm	Pequeño, 9x11x14mm 6810115 CoRoent®
6208055 CoRoent® XL- XW, 8x26x55mm	Pequeño, 10x11x14mm 6811115 CoRoent®
6208060 CoRoent® XL- XW, 8x26x60mm	Pequeño, 11x11x14mm 6812115 CoRoent®
6210045 CoRoent® XL- XW, 10x26x45mm	Pequeño, 12x11x14mm 6805714 CoRoent®
6210050 CoRoent® XL- XW, 10x26x50mm	Pequeño, 5x11x14mm 5° Lordótica
6210055 CoRoent® XL- XW, 10x26x55mm	6806714 CoRoent® Pequeño, 6x11x14mm 5°
6210060 CoRoent® XL- XW, 10x26x60mm	Lordótica 6807714 CoRoent®
6212045 CoRoent® XL- XW, 12x26x45mm	Pequeño, 7x11x14mm 5° Lordótica
6212050 CoRoent® XL- XW, 12x26x50mm	6808714 CoRoent® Pequeño, 8x11x14mm 5°
6212055 CoRoent® XL- XW, 12x26x55mm	Lordótica 6809714 CoRoent®
6212060 CoRoent® XL- XW, 12x26x60mm	Pequeño, 9x11x14mm 5° Lordótica

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6214045 CoRoent® XL-XW, 14x26x45mm	6810714 CoRoent® Pequeño, 10x11x14mm 5° Lordótica
6214050 CoRoent® XL-XW, 14x26x50mm	6811714 CoRoent® Pequeño, 11x11x14mm 5° Lordótica
6214055 CoRoent® XL-XW, 14x26x55mm	6812714 CoRoent® Pequeño, 12x11x14mm 5° Lordótica
6214060 CoRoent® XL-XW, 14x26x60mm	6805815 CoRoent® Pequeño, 5x13x15mm Lordótica Plus
6216045 CoRoent® XL-XW, 16x26x45mm	6806815 CoRoent® Pequeño, 6x13x15mm Lordótica Plus
6216050 CoRoent® XL-XW, 16x26x50mm	6807815 CoRoent® Pequeño, 7x13x15mm Lordótica Plus
6216055 CoRoent® XL-XW, 16x26x55mm	6808815 CoRoent® Pequeño, 8x13x15mm Lordótica Plus
6216060 CoRoent® XL-XW, 16x26x60mm	6809815 CoRoent® Pequeño, 9x13x15mm Lordótica Plus
6208145 CoRoent® XL-XW, 8x26x45mm 10°	6810815 CoRoent® Pequeño, 10x13x15mm Lordótica Plus
6208150 CoRoent® XL-XW, 8x26x50mm 10°	6811815 CoRoent® Pequeño, 11x13x15mm Lordótica Plus
6208155 CoRoent® XL-XW, 8x26x55mm 10°	6812815 CoRoent® Pequeño, 12x13x15mm Lordótica Plus
6208160 CoRoent® XL-XW, 8x26x60mm 10°	6790225 CoRoent® Bloque Pequeño, 5x17x14mm 7°
6210145 CoRoent® XL-XW, 10x26x45mm 10°	6790226 CoRoent® Bloque Pequeño, 6x17x14mm 7°
6210150 CoRoent® XL-XW, 10x26x50mm 10°	6790227 CoRoent® Bloque Pequeño, 7x17x14mm 7°
6210155 CoRoent® XL-XW, 10x26x55mm 10°	6790228 CoRoent® Bloque Pequeño, 8x17x14mm 7°
6210160 CoRoent® XL-XW, 10x26x60mm 10°	6790229 CoRoent® Bloque Pequeño, 9x17x14mm 7°
6212145 CoRoent® XL-XW, 12x26x45mm 10°	6790230 CoRoent® Bloque Pequeño, 10x17x14mm 7°
6212150 CoRoent® XL-XW, 12x26x50mm 10°	6790231 CoRoent® Bloque Pequeño, 11x17x14mm 7°
6212155 CoRoent® XL-XW, 12x26x55mm 10°	6790232 CoRoent® Bloque Pequeño, 11x17x14mm 7°
6212160 CoRoent® XL-XW, 12x26x60mm 10°	
6214145 CoRoent® XL-XW, 14x26x45mm 10°	
6214150 CoRoent® XL-XW, 14x26x50mm 10°	
6214155 CoRoent® XL-XW, 14x26x55mm 10°	
6214160 CoRoent® XL-XW, 14x26x60mm 10°	

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6216145 CoRoent® XL-XW, 16x26x45mm 10°	Pequeño, 12x17x14mm 7°
6216150 CoRoent® XL-XW, 16x26x50mm 10°	6791712 CoRoent® Tornillo SI, 4x12mm Rosca
6216155 CoRoent® XL-XW, 16x26x55mm 10°	6791713 CoRoent® Tornillo SI, 4x13mm Rosca
6216160 CoRoent® XL-XW, 16x26x60mm 10°	6791714 CoRoent® Tornillo SI, 4x14mm Rosca
6850104 CoRoent® Pequeño Contorneado, S4	6791715 CoRoent® Tornillo SI, 4x15mm Rosca
6850105 CoRoent® Pequeño Contorneado, S5	6791716 CoRoent® Tornillo SI, 4x16mm Rosca
6850106 CoRoent® Pequeño Contorneado, S6	6791812 CoRoent® Tornillo SI, 4.5x12mm Rescate
6850107 CoRoent® Pequeño Contorneado, S7	6791813 CoRoent® Tornillo SI, 4.5x13mm Rescate
6850108 CoRoent® Pequeño Contorneado, S8	6791814 CoRoent® Tornillo SI, 4.5x14mm Rescate
6850204 CoRoent® Pequeño Contorneado, M4	6791815 CoRoent® Tornillo SI, 4.5x15mm Rescate
6850205 CoRoent® Pequeño Contorneado, M5	6791816 CoRoent® Tornillo SI, 4.5x16mm Rescate
6850206 CoRoent® Pequeño Contorneado, M6	6791205 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medial Inferior
6850207 CoRoent® Pequeño Contorneado, M7	6791206 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medial Inferior
6850208 CoRoent® Pequeño Contorneado, M8	6791207 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medial Inferior
6805115 CoRoent® Pequeño, 5x11x14mm	6791208 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medial Inferior
6806115 CoRoent® Pequeño, 6x11x14mm	6791209 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medial Inferior
6807115 CoRoent® Pequeño, 7x11x14mm	6791210 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medial Inferior
6808115 CoRoent® Pequeño, 8x11x14mm	6791211 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medial Inferior
6809115 CoRoent® Pequeño, 9x11x14mm	6791212 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medial Inferior
	6791213 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 13x17x14-7°, Medial Inferior

6810115 CoRoent® Pequeño, 10x11x14mm	6791214 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medial Inferior
6811115 CoRoent® Pequeño, 11x11x14mm	6791215 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medial Inferior
6812115 CoRoent® Pequeño, 12x11x14mm	6791216 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medial Inferior
6805714 CoRoent® Pequeño, 5x11x14mm 5° Lordótica	6791305 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medical Superior
6806714 CoRoent® Pequeño, 6x11x14mm 5° Lordótica	6791306 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medical Superior
6807714 CoRoent® Pequeño, 7x11x14mm 5° Lordótica	6791307 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medical Superior
6808714 CoRoent® Pequeño, 8x11x14mm 5° Lordótica	6791308 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medical Superior
6809714 CoRoent® Pequeño, 9x11x14mm 5° Lordótica	6791309 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medical Superior
6810714 CoRoent® Pequeño, 10x11x14mm 5° Lordótica	6791310 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medical Superior
6811714 CoRoent® Pequeño, 11x11x14mm 5° Lordótica	6791311 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medical Superior
6812714 CoRoent® Pequeño, 12x11x14mm 5° Lordótica	6791312 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medical Superior
6805815 CoRoent® Pequeño, 5x13x15mm Lordótica Plus	6791313 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 13x17x14-7°, Medical Superior
6806815 CoRoent® Pequeño, 6x13x15mm Lordótica Plus	6791314 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medical
6807815 CoRoent® Pequeño, 7x13x15mm Lordótica Plus	
6808815 CoRoent® Pequeño, 8x13x15mm Lordótica Plus	
6809815 CoRoent® Pequeño, 9x13x15mm Lordótica Plus	
6810815 CoRoent® Pequeño, 10x13x15mm Lordótica Plus	

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6811815 CoRoent® Pequeño, 11x13x15mm Lordótica Plus	Superior
6812815 CoRoent® Pequeño, 12x13x15mm Lordótica Plus	6791315 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medical Superior
6790225 CoRoent® Bloque Pequeño, 5x17x14mm 7°	6791316 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medical Superior
6790226 CoRoent® Bloque Pequeño, 6x17x14mm 7°	6790905 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medial Inferior
6790227 CoRoent® Bloque Pequeño, 7x17x14mm 7°	6790906 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medial Inferior
6790228 CoRoent® Bloque Pequeño, 8x17x14mm 7°	6790907 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medial Inferior
6790229 CoRoent® Bloque Pequeño, 9x17x14mm 7°	6790908 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medial Inferior
6790230 CoRoent® Bloque Pequeño, 10x17x14mm 7°	6790909 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medial Inferior
6790231 CoRoent® Bloque Pequeño, 11x17x14mm 7°	6790910 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medial Inferior
6790232 CoRoent® Bloque Pequeño, 12x17x14mm 7°	6790911 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medial Inferior
6791712 CoRoent® Tornillo SI, 4x12mm Rosca	6790912 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medial Inferior
6791713 CoRoent® Tornillo SI, 4x13mm Rosca	6790913 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 13x17x14-7°, Medial Inferior
6791714 CoRoent® Tornillo SI, 4x14mm Rosca	6790914 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medial Inferior
6791715 CoRoent® Tornillo SI, 4x15mm Rosca	6790915 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medial Inferior
6791716 CoRoent® Tornillo SI, 4x16mm Rosca	6790916 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medial Inferior
6791812 CoRoent® Tornillo SI, 4.5x12mm Rescate	6791005 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medical

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6791813 CoRoent® Tornillo SI, 4.5x13mm Rescate	Superior 6791006 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medical Superior
6791814 CoRoent® Tornillo SI, 4.5x14mm Rescate	6791007 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medical Superior
6791815 CoRoent® Tornillo SI, 4.5x15mm Rescate	6791008 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medical Superior
6791816 CoRoent® Tornillo SI, 4.5x16mm Rescate	6791009 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medical Superior
6791205 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medial Inferior	6791010 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medical Superior
6791206 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medial Inferior	6791011 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medical Superior
6791207 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medial Inferior	6791012 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medical Superior
6791208 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medial Inferior	6791013 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 13x17x14-7°, Medical Superior
6791209 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medial Inferior	6791014 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medical Superior
6791210 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medial Inferior	6791015 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medical Superior
6791211 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medial Inferior	6791016 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medical Superior
6791212 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medial Inferior	6101045 CoRoent® XLCT, 10x18x45mm
6791213 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 13x17x14-7°, Medial Inferior	6101050 CoRoent® XLCT,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6791214 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medial Inferior	10x18x50mm 6101055 CoRoent® XLCT, 10x18x55mm
6791215 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medial Inferior	6101060 CoRoent® XLCT, 10x18x60mm
6791216 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medial Inferior	6101245 CoRoent® XLCT, 12x18x45mm
6791305 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medical Superior	6101250 CoRoent® XLCT, 12x18x50mm
6791306 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medical Superior	6101255 CoRoent® XLCT, 12x18x55mm
6791307 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medical Superior	6101260 CoRoent® XLCT, 12x18x60mm
6791308 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medical Superior	6101450 CoRoent® XLCT, 14x18x50mm
6791309 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medical Superior	6101445 CoRoent® XLCT, 14x18x45mm
6791310 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medical Superior	6101455 CoRoent® XLCT, 14x18x55mm
6791311 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medical Superior	6101460 CoRoent® XLCT, 14x18x60mm
6791312 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medical Superior	6101645 CoRoent® XLCT, 16x18x45mm
6791313 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 13x17x14-7°, Medical Superior	6101650 CoRoent® XLCT, 16x18x50mm
	6101655 CoRoent® XLCT, 16x18x55mm
	6101660 CoRoent® XLCT, 16x18x60mm
	6111045 CoRoent® XLCT, 10x18x45mm 10°
	6111050 CoRoent® XLCT, 10x18x50mm 10°
	6111055 CoRoent® XLCT, 10x18x55mm 10°
	6111060 CoRoent® XLCT, 10x18x60mm 10°
	6111245 CoRoent® XLCT, 12x18x45mm 10°
	6111250 CoRoent® XLCT, 12x18x50mm 10°
	6111255 CoRoent® XLCT, 12x18x55mm 10°
	6111260 CoRoent® XLCT, 12x18x60mm 10°
	6111445 CoRoent® XLCT, 14x18x50mm 10°
	6111450 CoRoent® XLCT,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6791314 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medical Superior	14x18x45mm 10°
6791315 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medical Superior	6111455 CoRoent® XLCT, 14x18x55mm 10°
6791316 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medical Superior	6111460 CoRoent® XLCT, 14x18x60mm 10°
6790905 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medial Inferior	6111645 CoRoent® XLCT, 16x18x45mm 10°
6790906 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medial Inferior	6111650 CoRoent® XLCT, 16x18x50mm 10°
6790907 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medial Inferior	6111655 CoRoent® XLCT, 16x18x55mm 10°
6790908 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medial Inferior	6111660 CoRoent® XLCT, 16x18x60mm 10°
6790909 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medial Inferior	7870845 CoRoent® XLF, 8x18x45mm 10°
6790910 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medial Inferior	7871045 CoRoent® XLF, 10x18x45mm 10°
6790911 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medial Inferior	7871245 CoRoent® XLF, 12x18x45mm 10°
6790912 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medial Inferior	7871445 CoRoent® XLF, 14x18x45mm 10°
6790913 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 13x17x14-7°, Medial Inferior	7871645 CoRoent® XLF, 16x18x45mm 10°
	7871845 CoRoent® XLF, 18x18x45mm 10°
	7870850 CoRoent® XLF, 8x18x50mm 10°
	7871050 CoRoent® XLF, 10x18x50mm 10°
	7871250 CoRoent® XLF, 12x18x50mm 10°
	7871450 CoRoent® XLF, 14x18x50mm 10°
	7871650 CoRoent® XLF, 16x18x50mm 10°
	7871850 CoRoent® XLF, 18x18x50mm 10°
	7870855 CoRoent® XLF, 8x18x55mm 10°
	7871055 CoRoent® XLF, 10x18x55mm 10°
	7871255 CoRoent® XLF, 12x18x55mm 10°
	7871455 CoRoent® XLF, 14x18x55mm 10°
	7871655 CoRoent® XLF, 16x18x55mm 10°
	7871855 CoRoent® XLF,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6790514 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medial Inferior	18x18x55mm 10° 7870860 CoRoent® XLF, 8x18x60mm 10°
6790915 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medial Inferior	7871060 CoRoent® XLF, 10x18x60mm 10°
6790916 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medial Inferior	7871260 CoRoent® XLF, 12x18x60mm 10°
6791005 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 5x17x14-7°, Medical Superior	7871460 CoRoent® XLF, 14x18x60mm 10°
6791006 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 6x17x14-7°, Medical Superior	7871660 CoRoent® XLF, 16x18x60mm 10°
6791007 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 7x17x14-7°, Medical Superior	7871860 CoRoent® XLF, 18x18x60mm 10°
6791008 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 8x17x14-7°, Medical Superior	7860845 CoRoent® XLF, 8x18x45mm
6791009 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 9x17x14-7°, Medical Superior	7861045 CoRoent® XLF, 10x18x45mm
6791010 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 10x17x14-7°, Medical Superior	7861245 CoRoent® XLF, 12x18x45mm
6791011 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 11x17x14-7°, Medical Superior	7861445 CoRoent® XLF, 14x18x45mm
6791012 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 12x17x14-7°, Medical Superior	7861645 CoRoent® XLF, 16x18x45mm
6791013 CoRoent ® Bloqueo Contorneado, 13x17x14-7°, Medical Superior	7860850 CoRoent® XLF, 8x18x50mm
	7861050 CoRoent® XLF, 10x18x50mm
	7861250 CoRoent® XLF, 12x18x50mm
	7861450 CoRoent® XLF, 14x18x50mm
	7861650 CoRoent® XLF, 16x18x50mm
	7860855 CoRoent® XLF, 8x18x55mm
	7861055 CoRoent® XLF, 10x18x55mm
	7861255 CoRoent® XLF, 12x18x55mm
	7861455 CoRoent® XLF, 14x18x55mm
	7861655 CoRoent® XLF, 16x18x55mm
	7860860 CoRoent® XLF, 8x18x60mm
	7861060 CoRoent® XLF, 10x18x60mm
	7861260 CoRoent® XLF,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6791014 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 14x17x14-7°, Medical Superior	12x18x60mm 7861460 CoRoent® XLF, 14x18x60mm
6791015 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 15x17x14-7°, Medical Superior	7861660 CoRoent® XLF, 16x18x60mm
6791016 CoRoent® Bloqueo Contorneado, 16x17x14-7°, Medical Superior	7861845 CoRoent® XLF, 18x18x45mm
6101045 CoRoent® XLCT, 10x18x45mm	7861850 CoRoent® XLF, 18x18x50mm
6101050 CoRoent® XLCT, 10x18x50mm	7861855 CoRoent® XLF, 18x18x55mm
6101055 CoRoent® XLCT, 10x18x55mm	7861860 CoRoent® XLF, 18x18x60mm
6101060 CoRoent® XLCT, 10x18x60mm	5486525 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x25mm Variable
6101245 CoRoent® XLCT, 12x18x45mm	5486540 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x40mm Variable
6101250 CoRoent® XLCT, 12x18x50mm	5486545 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x45mm Variable
6101255 CoRoent® XLCT, 12x18x55mm	5486550 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x50mm Variable
6101260 CoRoent® XLCT, 12x18x60mm	5486555 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x55mm Variable
6101450 CoRoent® XLCT, 14x18x50mm	5486560 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x60mm Variable
6101445 CoRoent® XLCT, 14x18x45mm	5486565 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x65mm Variable
6101455 CoRoent® XLCT, 14x18x55mm	5486570 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x70mm Variable
6101460 CoRoent® XLCT, 14x18x60mm	5476525 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x25mm Fijo
6101645 CoRoent® XLCT, 16x18x45mm	5476540 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x40mm Fijo
6101650 CoRoent® XLCT, 16x18x50mm	5476545 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x45mm Fijo
6101655 CoRoent® XLCT, 16x18x55mm	5476550 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x50mm Fijo
6101660 CoRoent® XLCT, 16x18x60mm	5476555 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x55mm Fijo
6111045 CoRoent® XLCT, 10x18x45mm 10°	5476560 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x60mm Fijo
6111050 CoRoent® XLCT, 10x18x50mm 10°	5476565 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x65mm Fijo
	5476570 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x70mm Fijo
	5485525 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x25mm Variable
	5485540 Tornillo CoRoent®

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6111055 CoRoent® XLCT, 10x18x55mm 10°	XLF, 5.5x40mm Variable 5485545 Tornillo CoRoent®
6111060 CoRoent® XLCT, 10x18x60mm 10°	XLF, 5.5x45mm Variable 5485550 Tornillo CoRoent®
6111245 CoRoent® XLCT, 12x18x45mm 10°	XLF, 5.5x50mm Variable 5485555 Tornillo CoRoent®
6111250 CoRoent® XLCT, 12x18x50mm 10°	XLF, 5.5x55mm Variable 5485560 Tornillo CoRoent®
6111255 CoRoent® XLCT, 12x18x55mm 10°	XLF, 5.5x60mm Variable 5485565 Tornillo CoRoent®
6111260 CoRoent® XLCT, 12x18x60mm 10°	XLF, 5.5x65mm Variable 5485570 Tornillo CoRoent®
6111445 CoRoent® XLCT, 14x18x50mm 10°	XLF, 5.5x70mm Variable 5475525 Tornillo CoRoent®
6111450 CoRoent® XLCT, 14x18x45mm 10°	XLF, 5.5x25mm Fijo 5475540 Tornillo CoRoent®
6111455 CoRoent® XLCT, 14x18x55mm 10°	XLF, 5.5x40mm Fijo 5475545 Tornillo CoRoent®
6111460 CoRoent® XLCT, 14x18x60mm 10°	XLF, 5.5x45mm Fijo 5475550 Tornillo CoRoent®
6111645 CoRoent® XLCT, 16x18x45mm 10°	XLF, 5.5x50mm Fijo 5475555 Tornillo CoRoent®
6111650 CoRoent® XLCT, 16x18x50mm 10°	XLF, 5.5x55mm Fijo 5475560 Tornillo CoRoent®
6111655 CoRoent® XLCT, 16x18x55mm 10°	XLF, 5.5x60mm Fijo 5475565 Tornillo CoRoent®
6111660 CoRoent® XLCT, 16x18x60mm 10°	XLF, 5.5x65mm Fijo 5475570 Tornillo CoRoent®
7870845 CoRoent® XLF, 8x18x45mm 10°	XLF, 5.5x70mm Fijo 6210845 CoRoent® XLK, 8x18x45mm
7871045 CoRoent® XLF, 10x18x45mm 10°	6210850 CoRoent® XLK, 8x18x50mm
7871245 CoRoent® XLF, 12x18x45mm 10°	6210855 CoRoent® XLK, 8x18x55mm
7871445 CoRoent® XLF, 14x18x45mm 10°	6210860 CoRoent® XLK, 8x18x60mm
7871645 CoRoent® XLF, 16x18x45mm 10°	6211045 CoRoent® XLK, 10x18x45mm
7871845 CoRoent® XLF, 18x18x45mm 10°	6211050 CoRoent® XLK, 10x18x50mm
7870850 CoRoent® XLF, 8x18x50mm 10°	6211055 CoRoent® XLK, 10x18x55mm
7871050 CoRoent® XLF, 10x18x50mm 10°	6211060 CoRoent® XLK, 10x18x60mm
7871250 CoRoent® XLF, 12x18x50mm 10°	6211245 CoRoent® XLK, 12x18x45mm
7871450 CoRoent® XLF, 14x18x50mm 10°	6211250 CoRoent® XLK,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

7871650 CoRoent® XLF, 16x18x50mm 10°	12x18x50mm
7871850 CoRoent® XLF, 18x18x50mm 10°	6211255 CoRoent® XLK, 12x18x55mm
7870855 CoRoent® XLF, 8x18x55mm 10°	6211260 CoRoent® XLK, 12x18x60mm
7871055 CoRoent® XLF, 10x18x55mm 10°	6211445 CoRoent® XLK, 14x18x45mm
7871255 CoRoent® XLF, 12x18x55mm 10°	6211450 CoRoent® XLK, 14x18x50mm
7871455 CoRoent® XLF, 14x18x55mm 10°	6211455 CoRoent® XLK, 14x18x55mm
7871655 CoRoent® XLF, 16x18x55mm 10°	6211460 CoRoent® XLK, 14x18x60mm
7871855 CoRoent® XLF, 18x18x55mm 10°	6211645 CoRoent® XLK, 16x18x45mm
7870860 CoRoent® XLF, 8x18x60mm 10°	6211650 CoRoent® XLK, 16x18x50mm
7871060 CoRoent® XLF, 10x18x60mm 10°	6211655 CoRoent® XLK, 16x18x55mm
7871260 CoRoent® XLF, 12x18x60mm 10°	6211660 CoRoent® XLK, 16x18x60mm
7871460 CoRoent® XLF, 14x18x60mm 10°	6211845 CoRoent® XLK, 18x18x45mm
7871660 CoRoent® XLF, 16x18x60mm 10°	6211850 CoRoent® XLK, 18x18x50mm
7871860 CoRoent® XLF, 18x18x60mm 10°	6211855 CoRoent® XLK, 18x18x55mm
7860845 CoRoent® XLF, 8x18x45mm	6211860 CoRoent® XLK, 18x18x60mm
7861045 CoRoent® XLF, 10x18x45mm	6220845 CoRoent® XLK, 8x18x45mm 10°
7861245 CoRoent® XLF, 12x18x45mm	6220850 CoRoent® XLK, 8x18x50mm 10°
7861445 CoRoent® XLF, 14x18x45mm	6220855 CoRoent® XLK, 8x18x55mm 10°
7861645 CoRoent® XLF, 16x18x45mm	6220860 CoRoent® XLK, 8x18x60mm 10°
7860850 CoRoent® XLF, 8x18x50mm	6221045 CoRoent® XLK, 10x18x45mm 10°
7861050 CoRoent® XLF, 10x18x50mm	6221050 CoRoent® XLK, 10x18x50mm 10°
7861250 CoRoent® XLF, 12x18x50mm	6221055 CoRoent® XLK, 10x18x55mm 10°
7861450 CoRoent® XLF, 14x18x50mm	6221060 CoRoent® XLK, 10x18x60mm 10°
7861650 CoRoent® XLF, 16x18x50mm	6221245 CoRoent® XLK, 12x18x45mm 10°
	6221250 CoRoent® XLK,

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

7860855 CoRoent® XLF, 8x18x55mm	12x18x50mm 10°
7861055 CoRoent® XLF, 10x18x55mm	6221255 CoRoent® XLK, 12x18x55mm 10°
7861255 CoRoent® XLF, 12x18x55mm	6221260 CoRoent® XLK, 12x18x60mm 10°
7861455 CoRoent® XLF, 14x18x55mm	6221445 CoRoent® XLK, 14x18x45mm 10°
7861655 CoRoent® XLF, 16x18x55mm	6221450 CoRoent® XLK, 14x18x50mm 10°
7860860 CoRoent® XLF, 8x18x60mm	6221455 CoRoent® XLK, 14x18x55mm 10°
7861060 CoRoent® XLF, 10x18x60mm	6221460 CoRoent® XLK, 14x18x60mm 10°
7861260 CoRoent® XLF, 12x18x60mm	6221645 CoRoent® XLK, 16x18x45mm 10°
7861460 CoRoent® XLF, 14x18x60mm	6221650 CoRoent® XLK, 16x18x50mm 10°
7861660 CoRoent® XLF, 16x18x60mm	6221655 CoRoent® XLK, 16x18x55mm 10°
7861845 CoRoent® XLF, 18x18x45mm	6221660 CoRoent® XLK, 16x18x60mm 10°
7861850 CoRoent® XLF, 18x18x50mm	6221845 CoRoent® XLK, 18x18x45mm 10°
7861855 CoRoent® XLF, 18x18x55mm	6221850 CoRoent® XLK, 18x18x50mm 10°
7861860 CoRoent® XLF, 18x18x60mm	6221855 CoRoent® XLK, 18x18x55mm 10°
5486525 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x25mm Variable	6221860 CoRoent® XLK, 18x18x60mm 10°
5486540 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x40mm Variable	6040823 CoRoent® Grande, 8x9x23 4°
5486545 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x45mm Variable	6040923 CoRoent® Grande, 9x9x23 4°
5486550 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x50mm Variable	6041023 CoRoent® Grande, 10x9x23 4°
5486555 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x55mm Variable	6041123 CoRoent® Grande, 11x9x23 4°
5486560 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x60mm Variable	6041223 CoRoent® Grande, 12x9x23 4°
5486565 Tornillo CoRoent® XLF,	6041323 CoRoent® Grande, 13x9x23 4°
	6041423 CoRoent® Grande, 14x9x23 4°
	6040828 CoRoent® Grande, 8x9x28 4°
	6040928 CoRoent® Grande, 9x9x28 4°
	6041028 CoRoent®

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6.5x65mm Variable 5486570 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x70mm Variable 5476525 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x25mm Fijo 5476540 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x40mm Fijo 5476545 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x45mm Fijo 5476550 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x50mm Fijo 5476555 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x55mm Fijo 5476560 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x60mm Fijo 5476565 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x65mm Fijo 5476570 Tornillo CoRoent® XLF, 6.5x70mm Fijo 5485525 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x25mm Variable 5485540 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x40mm Variable 5485545 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x45mm Variable 5485550 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x50mm Variable 5485555 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x55mm Variable 5485560 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x60mm Variable 5485565 Tornillo CoRoent® XLF,	Grande, 10x9x28 4° 6041128 CoRoent® Grande, 11x9x28 4° 6041228 CoRoent® Grande, 12x9x28 4° 6041328 CoRoent® Grande, 13x9x28 4° 6041428 CoRoent® Grande, 14x9x28 4° 6080823 CoRoent® Grande, 8x9x23 8° 6080923 CoRoent® Grande, 9x9x23 8° 6081023 CoRoent® Grande, 10x9x23 8° 6081123 CoRoent® Grande, 11x9x23 8° 6081223 CoRoent® Grande, 12x9x23 8° 6081323 CoRoent® Grande, 13x9x23 8° 6081423 CoRoent® Grande, 14x9x23 8° 6080828 CoRoent® Grande, 8x9x28 8° 6080928 CoRoent® Grande, 9x9x28 8° 6081028 CoRoent® Grande, 10x9x28 8° 6081128 CoRoent® Grande, 11x9x28 8° 6081228 CoRoent® Grande, 12x9x28 8° 6081328 CoRoent® Grande, 13x9x28 8° 6081428 CoRoent® Grande, 14x9x28 8° 6120823 CoRoent® Grande, 8x9x23 12° 6121023 CoRoent® Grande, 10x9x23 12° 6121223 CoRoent® Grande, 12x9x23 12° 6120828 CoRoent® Grande, 8x9x28 12° 6121028 CoRoent® Grande, 10x9x28 12° 6121228 CoRoent®
--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

5.5x65mm Variable 5485570 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x70mm Variable 5475525 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x25mm Fijo 5475540 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x40mm Fijo 5475545 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x45mm Fijo 5475550 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x50mm Fijo 5475555 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x55mm Fijo 5475560 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x60mm Fijo 5475565 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x65mm Fijo 5475570 Tornillo CoRoent® XLF, 5.5x70mm Fijo	Grande, 12x9x28 12° 7921034 ENSAYO, 10x34x24, 8 grados 7921038 ENSAYO, 10x38x28, 8 grados 7941038 ENSAYO BRIGADE 10X38X32, 8 GRADOS 7921042 ENSAYO BRIGADE 10X42X30, 8 GRADOS 7921234 ENSAYO, 12x34x24, 8 grados 7921238 ENSAYO, 12x38x28, 8 grados 7941238 ENSAYO BRIGADE 12X38X32, 8 GRADOS 7921242 ENSAYO BRIGADE 12X42X30, 8 GRADOS 7921434 ENSAYO, 14x34x24, 8 grados 7921438 ENSAYO, 14x38x28, 8 grados 7941438 ENSAYO BRIGADE 14X38X32, 8 GRADOS 7921442 ENSAYO BRIGADE 14X42X30, 8 GRADOS 7921634 ENSAYO, 16x34x24, 8 grados 7921638 ENSAYO, 16x38x28, 8 grados 7941638 ENSAYO BRIGADE 16X38X32, 8 GRADOS 7921642 ENSAYO BRIGADE 16X42X30, 8 GRADOS 7921834 ENSAYO, 18x34x24, 8 grados 7921838 ENSAYO, 18x38x28, 8 grados 7941838 ENSAYO BRIGADE 18X38X32, 8 GRADOS 7921842 ENSAYO BRIGADE 18X42X30, 8 GRADOS 7922034 ENSAYO, 20x34x24, 8 grados 7922038 ENSAYO, 20x38x28, 8 grados 7942038 ENSAYO BRIGADE 20X38X32, 8 GRADOS 7922042 ENSAYO BRIGADE
6210845 CoRoent® XLK, 8x18x45mm 6210850 CoRoent® XLK, 8x18x50mm 6210855 CoRoent® XLK, 8x18x55mm 6210860 CoRoent® XLK, 8x18x60mm 6211045 CoRoent® XLK, 10x18x45mm 6211050 CoRoent® XLK, 10x18x50mm 6211055 CoRoent® XLK, 10x18x55mm 6211060 CoRoent® XLK, 10x18x60mm 6211245 CoRoent® XLK, 12x18x45mm 6211250 CoRoent® XLK, 12x18x50mm	16x38x28, 8 grados 7941638 ENSAYO BRIGADE 16X38X32, 8 GRADOS 7921642 ENSAYO BRIGADE 16X42X30, 8 GRADOS 7921834 ENSAYO, 18x34x24, 8 grados 7921838 ENSAYO, 18x38x28, 8 grados 7941838 ENSAYO BRIGADE 18X38X32, 8 GRADOS 7921842 ENSAYO BRIGADE 18X42X30, 8 GRADOS 7922034 ENSAYO, 20x34x24, 8 grados 7922038 ENSAYO, 20x38x28, 8 grados 7942038 ENSAYO BRIGADE 20X38X32, 8 GRADOS 7922042 ENSAYO BRIGADE

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6211255 CoRoent® XLK, 12x18x55mm	20X42X30, 8 GRADOS 7931034 ENSAYO,
6211260 CoRoent® XLK, 12x18x60mm	10x34x24, 12 grados 7931234 ENSAYO,
6211445 CoRoent® XLK, 14x18x45mm	12x34x24, 12 grados 7931238 ENSAYO,
6211450 CoRoent® XLK, 14x18x50mm	12x38x28, 12 grados 7951238 ENSAYO BRIGADE
6211455 CoRoent® XLK, 14x18x55mm	12X38X32, 12 GRADOS 7931242 ENSAYO BRIGADE
6211460 CoRoent® XLK, 14x18x60mm	12X42X30, 12 GRADOS 7931434 ENSAYO,
6211645 CoRoent® XLK, 16x18x45mm	14x34x24, 12 grados 7931438 ENSAYO,
6211650 CoRoent® XLK, 16x18x50mm	14x38x28, 12 grados 7951438 ENSAYO BRIGADE
6211655 CoRoent® XLK, 16x18x55mm	14X38X32, 12 GRADOS 7931442 ENSAYO BRIGADE
6211660 CoRoent® XLK, 16x18x60mm	14X42X30, 12 GRADOS 7931634 ENSAYO,
6211845 CoRoent® XLK, 18x18x45mm	16x34x24, 12 grados 7931638 ENSAYO,
6211850 CoRoent® XLK, 18x18x50mm	16x38x28, 12 grados 7951638 ENSAYO BRIGADE
6211855 CoRoent® XLK, 18x18x55mm	16X38X32, 12 GRADOS 7931642 ENSAYO BRIGADE
6211860 CoRoent® XLK, 18x18x60mm	16X42X30, 12 GRADOS 7931834 ENSAYO,
6220845 CoRoent® XLK, 8x18x45mm 10°	18x34x24, 12 grados 7931838 ENSAYO,
6220850 CoRoent® XLK, 8x18x50mm 10°	18x38x28, 12 grados 7951838 ENSAYO BRIGADE
6220855 CoRoent® XLK, 8x18x55mm 10°	18X38X32, 12 GRADOS 7931842 ENSAYO BRIGADE
6220860 CoRoent® XLK, 8x18x60mm 10°	18X42X30, 12 GRADOS 7932034 ENSAYO,
6221045 CoRoent® XLK, 10x18x45mm 10°	20x34x24, 12 grados 7932038 ENSAYO,
6221050 CoRoent® XLK, 10x18x50mm 10°	20x38x28, 12 grados 7952038 ENSAYO BRIGADE
6221055 CoRoent® XLK, 10x18x55mm 10°	20X38X32, 12 GRADOS 7932042 ENSAYO BRIGADE
6221060 CoRoent® XLK, 10x18x60mm 10°	20X42X30, 12 GRADOS 8801300 Tapa de Bandeja
6221245 CoRoent® XLK, 12x18x45mm 10°	NuVasive Genérica 1555594 NIVEL SUPERIOR
6221250 CoRoent® XLK, 12x18x50mm 10°	DE BANDEJA DE IMPLANTE BRIGADE

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6221255 CoRoent® XLK, 12x18x55mm 10°	1555595 BASE DE ESTUCHE DE TORNILLO BRIGADE
6221260 CoRoent® XLK, 12x18x60mm 10°	1555596 TAPA DE ESTUCHE DE TORNILLO BRIGADE
6221445 CoRoent® XLK, 14x18x45mm 10°	1555597 BASE DE ESTUCHE DE ENSAYO BRIGADE
6221450 CoRoent® XLK, 14x18x50mm 10°	1555598 TAPA DE ESTUCHE DE ENSAYO BRIGADE - 8 GRADOS
6221455 CoRoent® XLK, 14x18x55mm 10°	1555599 BASE DE ESTUCHE DE IMPLANTE BRIGADE
6221460 CoRoent® XLK, 14x18x60mm 10°	1555600 TAPA DE ESTUCHE DE IMPLANTE BRIGADE - 8 GRADOS
6221645 CoRoent® XLK, 16x18x45mm 10°	1555601 TAPA DE ESTUCHE DE IMPLANTE BRIGADE - 12 GRADOS
6221655 CoRoent® XLK, 16x18x55mm 10°	1555602 BASE DE BANDEJA DE IMPLANTE BRIGADE
6221660 CoRoent® XLK, 16x18x60mm 10°	1555609 TAPA DE ESTUCHE DE ENSAYO BRIGADE - 12 GRADOS
6221845 CoRoent® XLK, 18x18x45mm 10°	7981018 Tornillo Brigade, Ajustable
6221850 CoRoent® XLK, 18x18x50mm 10°	7981013 PLANTILLA DE CORONA - 34mm
6221855 CoRoent® XLK, 18x18x55mm 10°	7981014 PLANTILLA DE CORONA - 38mm
6221860 CoRoent® XLK, 18x18x60mm 10°	7981015 PLANTILLA DE CORONA - 42mm
6040823 CoRoent® Grande, 8x9x23 4°	7981008 Insertor de Ensayo Brigade
6040923 CoRoent® Grande, 9x9x23 4°	7981001 INSERTOR DE IMPLANTE, CAJA XLR-F
6041023 CoRoent® Grande, 10x9x23 4°	7981002 INSERTOR DE IMPLANTE, CAJA XLR-F GRANDE
6041123 CoRoent® Grande, 11x9x23 4°	7981020 TAMP
6041223 CoRoent® Grande, 12x9x23 4°	6180016 MANGO RECTO
6041323 CoRoent® Grande, 13x9x23 4°	6180019 MANGO CON CAMBIO DE VELOCIDAD
6041423 CoRoent® Grande, 14x9x23 4°	6180018 Mango en T
6040828 CoRoent® Grande, 8x9x28 4°	7981019 ADAPTADOR ENVOY - GRANDE
6040928 CoRoent® Grande, 9x9x28 4°	7981011 ADAPTADOR ENVOY - PEQUEÑO
6041028 CoRoent® Grande, 10x9x28 4°	6590277 INSERTOR DE IMPLANTE ANTEROLATERAL

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

6041128 CoRoent® Grande, 11x9x28 4°	7981003 INSERTOR DE IMPLANTE ANTEROLATERAL
6041228 CoRoent® Grande, 12x9x28 4°	7981021 TAMP ANTEROLATERAL
6041328 CoRoent® Grande, 13x9x28 4°	7981005 INSERTOR DE IMPLANTE MANGO
6041428 CoRoent® Grande, 14x9x28 4°	INTERMEDIO
6080823 CoRoent® Grande, 8x9x23 8°	6590228 Herramienta de Remoción Brigade, Ensayo
6080923 CoRoent® Grande, 9x9x23 8°	7981010 SUJETADOR LATERAL DE RECUPERACIÓN DE IMPLANTE
6081023 CoRoent® Grande, 10x9x23 8°	7981012 SUJETADOR DE RECUPERACIÓN DE IMPLANTE
6081123 CoRoent® Grande, 11x9x23 8°	8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica
6081223 CoRoent® Grande, 12x9x23 8°	1555603 NIVEL SUPERIOR 1 BANDEJA DE INSTRUMENTO BRIGADE
6081323 CoRoent® Grande, 13x9x23 8°	1555604 NIVEL MEDIO 1 BANDEJA DE INSTRUMENTO BRIGADE
6081423 CoRoent® Grande, 14x9x23 8°	1555605 BASE 1 BANDEJA DE INSTRUMENTO BRIGADE
6080828 CoRoent® Grande, 8x9x28 8°	1555606 ESTUCHE DE ADAPTADOR ENVOY BRIGADE
6080928 CoRoent® Grande, 9x9x28 8°	7980001 Llave Recta Guiada
6081028 CoRoent® Grande, 10x9x28 8°	7990011 Llave Brigade, Extremo esférico sólido
6081128 CoRoent® Grande, 11x9x28 8°	7990008 Llave Brigade, Auto-retención sólida
6081228 CoRoent® Grande, 12x9x28 8°	7990009 Llave Brigade, Sin Retención
6081328 CoRoent® Grande, 13x9x28 8°	7980015 Taladro Brigade, Recto
6081428 CoRoent® Grande, 14x9x28 8°	7980003 PUNZÓN, FIJO, XLR-F
6120823 CoRoent® Grande, 8x9x23 12°	6590229 Punzón Brigade, 15mm Angular
6121023 CoRoent® Grande, 10x9x23 12°	7990003 PUNZÓN ANGULAR COROENT XLR-F
6121223 CoRoent® Grande, 12x9x23 12°	7990006 Mango de Par Inverso
6120828 CoRoent® Grande, 8x9x28 12°	7990001 DESTORNILLADOR ANGULAR COROENT XLR-F
6121028 CoRoent® Grande, 10x9x28 12°	7990007 Llave Angular -
6121228 CoRoent® Grande, 12x9x28 12°	

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

	<p>INSTRUMENTAL ASOCIADO</p>	<p>Retención 7990004 Llave Angular – Sin Retención 7990012 Llave Brigade – Junta Universal Corto 7990013 Llave Brigade – Junta Universal Sin Retención 7990014 Llave Brigade – Junta Universal Retención 7990005 Llave Inglesa Brigade, Allen 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 1555607 NIVEL SUPERIOR 2 BANDEJA DE INSTRUMENTO BRIGADE 1555608 BASE 2 BANDEJA DE INSTRUMENTO BRIGADE 1004180 Mango en T Universal, AO con Tornillo de Ajuste 7700621 Insertor CoRoent® LX 7710631 CoRoent® LX Herramienta de Medición 6mm 7710831 CoRoent® LX Herramienta de Medición 8mm 7711031 CoRoent® LX Herramienta de Medición 10mm 7711231 CoRoent® LX Herramienta de Medición 12mm 7711431 CoRoent® LX Herramienta de Medición 14mm 7711631 CoRoent® LX Herramienta de Medición 16mm 7711831 CoRoent® LX Herramienta de Medición 18mm 7712031 CoRoent® LX Herramienta de Medición 20mm 7710100 CoRoent® LX</p>
--	----------------------------------	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Bandeja - Base 7710101 CoRoent® LX Bandeja - Inserto de implante 7710102 CoRoent® LX Bandeja - Inserto de Instrumento 7710103 CoRoent® LX Bandeja - Tapa 6850120 CoRoent® Inserto LO, Extendido 6850119 CoRoent® Inserto LO 1001992 Mango en T Hudson 6601071 Gancho Universal, Implante 1009202 Tamp Universal, Autoinjerto Recto 1009203 Tamp Universal, Autoinjerto Angular 6600062 Tamp Bifurcado CoRoent® LO 6813108 8x10x25 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813110 10x10x25 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813112 12x10x25 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813114 14x10x25 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813208 8x10x30 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813210 10x10x30 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813212 12x10x30 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813214 14x10x30 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813308 8x10x35 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813310 10x10x35 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813312 12x10x35 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813314 14x10x35 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813408 8x10x40 - 5°</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Ensayo CoRoent® LO 6813410 10x10x40 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813412 12x10x40 - 5° Ensayo CoRoent® LO 6813414 14x10x40 - 5° Ensayo CoRoent® LO 1535695 Base de Estuche de Implante CoRoent® LO 1535696 Tapa de Estuche de Implante CoRoent® LO 1535697 Tapa de Bandeja de Implante CoRoent® LO 1535698 Base de Bandeja de Implante CoRoent® LO 1535699 Inserto de Bandeja de Implante CoRoent® LO 6990004 CoRoent® XL Tapa de Bandeja Set de Implante 6900208 CoRoent® XL Ensayo, 8x18x45mm 6910208 CoRoent® XL Medidor, 8x18x45mm 10° 6900408 CoRoent® XL Ensayo, 8x18x55mm 6910408 CoRoent® XL Medidor, 8x18x55mm 10° 6901508 8x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 6910508 8x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 10° 6901608 8x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 6910608 8x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 10° 6900210 CoRoent® XL Ensayo, 10x18x45mm 6910210 CoRoent® XL Medidor, 10x18x45mm 10° 6900410 CoRoent® XL Ensayo, 10x18x55mm 6910410 CoRoent® XL Medidor, 10x18x55mm 10° 6901510 10x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 6910510 10x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 10° </p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p> 6901610 10x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 6910610 10x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 10° 6900212 CoRoent® XL Ensayo, 12x18x45mm 5910212 CoRoent® XL Medidor, 12x18x45mm 10° 6900412 CoRoent® XL Ensayo, 12x18x55mm 6910412 CoRoent® XL Medidor, 12x18x55mm 10° 6901512 12x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 6910512 12x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo 10° 6901612 12x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 6910612 12x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 10° 6900101 Ensamblaje de Insertor CR-X 6900401 Insertor Ancho COR XL 5600171 Herramienta de Remoción de Implante 1001992 Mango en T Hudson 6990001 Bandeja Set de Implante CoRoent XL 1 (Superior) 7418106 CoRoent® XL Corona de Corte, 6x18mm 7418108 CoRoent® XL Corona de Corte, 8x18mm 7418110 CoRoent® XL Corona de Corte, 10x18mm 7418112 CoRoent® XL Corona de Corte, 12x18mm 6990002 CoRoent XL, Bandeja Set de Implante 2 (Media) 7422106 CoRoent® XL Corona de Corte, 6x22mm 7422108 CoRoent® XL Corona de Corte, 8x22mm 7422110 CoRoent® XL Corona de Corte, 10x22mm </p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>7422112 CoRoent® XL Corona de Corte, 12x22mm 6990003 CoRoent XL, Bandeja Set de Implante 3 (Inferior) 6990005 CoRoent XL Base Set Consolidada 6600050 CoRoent® L(C) - Insertor 9mm, Recto 6600051 CoRoent® L(C) - Insertor 9mm, Angular 6600052 CoRoent® L(C) - Insertor 11mm, Recto 6600053 CoRoent® L(C) - Insertor 11mm, Angular 1001992 Mango en T Hudson 6600011 Tapa CoRoent® LC, Estuche de Esterilización de Implante 6600012 Estuche CoRoent® LC, Estuche de Esterilización de Implante 6600013 Base CoRoent® LC, Estuche de Esterilización de Implante 6732908 CoRoent® LI Ensayo 8x9x32mm - 4 Grados 6732909 CoRoent® LI Ensayo 9x9x32mm - 4 Grados 6732910 CoRoent® LI Ensayo 10x9x32mm - 4 Grados 6732911 CoRoent® LI Ensayo 11x9x32mm - 4 Grados 6732912 CoRoent® LI Ensayo 12x9x32mm - 4 Grados 6732913 CoRoent® LI Ensayo 13x9x32mm - 4 Grados 6732914 CoRoent® LI Ensayo 14x9x32mm - 4 Grados 1537955 Tapa de Estuche</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		9x26mm 6726908 CoRoent® LI ENSAYO 8x9x26 - 4 Grados 6726909 CoRoent® LI ENSAYO 9x9x26 - 4 Grados 6726910 CoRoent® LI ENSAYO 10x9x26 - 4 Grados 6726911 CoRoent® LI ENSAYO 11x9x26 - 4 Grados 6726912 CoRoent® LI ENSAYO 12x9x26 - 4 Grados 6726913 CoRoent® LI ENSAYO 13x9x26 - 4 Grados 6726914 CoRoent® LI ENSAYO 14x9x26 - 4 Grados 6720908 CoRoent® LI ENSAYO 8x9x20 - 4 Grados 6720909 CoRoent® LI ENSAYO 9x9x20 - 4 Grados 6720910 CoRoent® LI ENSAYO 10x9x20 - 4 Grados 6720911 CoRoent® LI ENSAYO 11x9x20 - 4 Grados 6720912 CoRoent® LI ENSAYO 12x9x20 - 4 Grados 6720913 CoRoent® LI ENSAYO 13x9x20 - 4 Grados 6720914 CoRoent® LI ENSAYO 14x9x20 - 4 Grados 6732108 CoRoent® LI ENSAYO 8x11x32 - 4° 6732109 CoRoent® LI ENSAYO 9x11x32 - 4° 6732110 CoRoent® LI ENSAYO 10x11x32 - 4° 6732111 CoRoent® LI ENSAYO 11x11x32 - 4° 6732112 CoRoent® LI
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p> ENSAYO 12x11x32 - 4° 6732113 CoRoent® LI ENSAYO 13x11x32 - 4° 6732114 CoRoent® LI ENSAYO 14x11x32 - 4° 6726108 CoRoent® LI ENSAYO 8x11x26 - 4 Grados 6726109 CoRoent® LI ENSAYO 9x11x26 - 4 Grados 6726110 CoRoent® LI ENSAYO 10x11x26 - 4 Grados 6726111 CoRoent® LI ENSAYO 11x11x26 - 4 Grados 6726112 CoRoent® LI ENSAYO 12x11x26 - 4 Grados 6726113 CoRoent® LI ENSAYO 13x11x26 - 4 Grados 6726114 CoRoent® LI ENSAYO 14x11x26 - 4 Grados 6720108 CoRoent® LI ENSAYO 8x11x20 - 4 Grados 6720109 CoRoent® LI ENSAYO 9x11x20 - 4 Grados 6720110 CoRoent® LI ENSAYO 10x11x20 - 4 Grados 6720111 CoRoent® LI ENSAYO 11x11x20 - 4 Grados 6720112 CoRoent® LI ENSAYO 12x11x20 - 4 Grados 6720113 CoRoent® LI ENSAYO 13x11x20 - 4 Grados 6720114 CoRoent® LI ENSAYO 14x11x20 - 4 Grados 1537952 Base de Estuche </p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		9x20mm 1537953 Tapa de Estuche 9x20mm 1537954 Base de Estuche 9x26mm 1537956 Base de Estuche 9x32mm 1537957 Tapa de Estuche 9x32mm 1537958 Ensayos Li Anchos 9mm - Base 1537959 Ensayos Li Anchos 9mm - Tapa 1537960 Base de Estuche 11x20mm 1537961 Tapa de Estuche 11x20mm 1537962 Base de Estuche 11x26mm 1537963 Tapa de Estuche 11x26mm 1537964 Base de Estuche 11x32mm 1537965 Tapa de Estuche 11x32mm 1537966 Ensayos Li Anchos 11mm - Base 1537967 Ensayos Li Anchos 11mm - Tapa 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 1537969 Inserto de Bandeja de Implante 1537970 Base de Bandeja de Implante 1012860 Bandeja de Esterilización CR-L Angosta 1012864 Bandeja de Esterilización CoRoent® Grande, Ancha 6700101 Insertor CoRoent® LT, 9x20mm 1001992 Mango en T Hudson 1014150 Bandeja de Esterilización CoRoent® LT 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6000001 Bandeja 1 CoRoent® XL-F, Bandeja de Respaldo XL-FW</p> <p>5450035 CoRoent® XL-F Estuche de Tornillo de Bandeja de Instrumento</p> <p>7240010 Conector Rápido Universal, Mango Recto</p> <p>5450065 DESTORNILLADOR ACCIONADOR, CoRoent® XL-F</p> <p>5450031 LLAVE FINAL, CoRoent® XL-F</p> <p>5450032 EXTRACTOR DE TORNILLO, CoRoent® XL-F</p> <p>6180014 PUNZÓN AUTOAJUSTABLE, COROENT XL-FW</p> <p>6180015 TALADRO AUTOAJUSTABLE, COROENT XL-FW</p> <p>5450037 INSERTOR DE IMPLANTE 8mm CoRoent® XL-F</p> <p>5450038 INSERTOR DE IMPLANTE 10mm CoRoent® XL-F</p> <p>5450039 INSERTOR DE IMPLANTE 12mm CoRoent® XL-F</p> <p>5450040 INSERTOR DE IMPLANTE 14mm CoRoent® XL-F</p> <p>5450041 INSERTOR DE IMPLANTE 16mm CoRoent® XL-F</p> <p>6000002 Bandeja 2 CoRoent® XL-F, Bandeja de Respaldo XL-FW</p> <p>6000003 Etiqueta Frontal CoRoent® XL-F, Bandeja de Respaldo XLFW</p> <p>6000004 Etiqueta Lateral CoRoent® XL-F, Bandeja de Respaldo XLFW</p> <p>6000000 Base CoRoent® XL-F, Bandeja de Respaldo XLFW</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6180855 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO 8x22x55mm</p> <p>6181055 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO 10x22x55mm</p> <p>6181255 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO 12x22x55mm</p> <p>6181455 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO 14x22x55mm</p> <p>6185508 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO LO 8x22x55mm</p> <p>6185510 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO L 10x22x55mm</p> <p>6185512 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO L 12x22x55mm</p> <p>6185514 ENSAYO COROENT XL-F ANCHO L 14x22x55mm</p> <p>5450027 INSERTOR, CoRoent® XL-F</p> <p>5450037 INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent® XL-F 8mm</p> <p>5450038 INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent® XL-F 10mm</p> <p>5450039 INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent® XL-F 12mm</p> <p>5450040 INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent® XL-F 14mm</p> <p>1001992 Mango en T Hudson</p> <p>6180001 TAPA DE BANDEJA DE IMPLANTE COROENT XL-F ANCHO</p> <p>6180002 INSERTOR ESTÁNDAR DE BANDEJA DE IMPLANTE COROENT XL-F ANCHO</p> <p>6180003 INSERTOR LORD DE BANDEJA DE IMPLANTE COROENT XL-F ANCHO</p> <p>6180004 BASE DE BANDEJA DE IMPLANTE COROENT XL-F</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p> ANCHO 6180017 BLOQUE DE IMPLANTE XL-FW 6180016 MANGO RECTO 5450031 LLAVE FINAL, CoRoent® XL-F 5450065 DESTORNILLADOR ACCIONADOR, CoRoent® XL-F 5450009 TAMP, CoRoent® XL-F 7510013 Herramienta de Remoción de Osteofitos Universal 6180014 PUNZÓN AUTOAJUSTABLE, COROENT XL-FW 5450032 EXTRACTOR DE TORNILLO, CoRoent® XL-F 6180015 TALADRO AUTOAJUSTABLE, COROENT XL-FW 6180011 TAPA DE BANDEJA DE INSTRUMENTO COROENT XL-FW ANCHO 6180012 INSERTO DE BANDEJA DE INSTRUMENTO COROENT XL-FW ANCHO 6180013 BASE DE BANDEJA DE INSTRUMENTO COROENT XL-FW ANCHO 6180026 ESTUCHE DE TORNILLO DE BANDEJA DE INSTRUMENTO COROENT XL-FW ANCHO 6100220 ENSAYO 02MM - 20 GRADOS 6100420 ENSAYO 04MM - 20 GRADOS 6100620 ENSAYO 06MM - 20 GRADOS 6100820 ENSAYO 08MM - 20 GRADOS 6101020 ENSAYO 10MM - 20 GRADOS 6100230 ENSAYO 02MM - 30 GRADOS 6100430 ENSAYO 04MM - </p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>30 GRADOS 6100630 ENSAYO 06MM - 30 GRADOS 6100830 ENSAYO 08MM - 30 GRADOS 6101030 ENSAYO 10MM - 30 GRADOS 1565880 andeja de Implante CoRoent® XL-H, Base 8801333 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 1565882 Bandeja de Implante CoRoent®, Superior 1565883 Bandeja de Implante CoRoent®, Media 1565884 Bandeja de Implante CoRoent®, Inferior 1565885 Bandeja de Implante CoRoent®, Estera de Tornillos 6020020 INSERTOR GUIADO - 2MM-20 GRADOS 6040020 INSERTOR GUIADO - 4MM-20 GRADOS 2 6060020 INSERTOR GUIADO - 6MM-20 GRADOS 4 6080020 INSERTOR GUIADO - 8MM-20 GRADOS 6 6100020 INSERTOR GUIADO - 10MM-20 GRADOS 6100030 INSERTOR GUIADO - 10MM-30 GRADOS 1001992 Mango en T Hudson 1565876 Tapa CoRoent® XL-H, Bandeja de Instrumento 1564851 ENSAMBLAJE DE RETRACTOR GENERAL ANCHO, S 1564852 Retractor MaXcess®, GENERAL Ancho 1564871 ENSAMBLAJE DE RETRACTOR GENERAL ANGOSTO 1564872 Retractor</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>MaXcess®, GENERAL Angosto 6900101 Ensamblaje de Insertor CR-X 1568431 Pieza Kerrison - 3mm, 30 grados 1568432 Pieza Kerrison - 4mm, 30 grados 1568433 Pieza Kerrison - 5mm, 30 grados 1568430 Mango Kerrison Rotativo 1565871 Bandeja de Instrumento CoRoent® XL- H, Superior 6101210 MEDIDOR DE PALETA 10MM 6101212 MEDIDOR DE PALETA 12MM 6101214 MEDIDOR DE PALETA 14MM 6101216 MEDIDOR DE PALETA 16MM 6101218 MEDIDOR DE PALETA 18MM 6101220 MEDIDOR DE PALETA 20MM 6101222 MEDIDOR DE PALETA 22MM 6200002 LLAVE DE TORNILLO DE FIJACIÓN 6100306 ENSAYOS DISTRACTORES 6100308 ENSAYOS DISTRACTORES 6100310 ENSAYOS DISTRACTORES 6100312 ENSAYOS DISTRACTORES 6100100 CLIP GUIADO FIJO ESTÁNDAR 6100102 CLIP GUIADO VARIABLE ESTÁNDAR 1565874 Tapa CoRoent® XL-H, Estuche de Tornillo 6200000 TORNILLO DE FIJACIÓN 1565875 Base CoRoent®</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>XL-H, Estuche de Tornillo 1565872 Bandeja de Instrumento CoRoent® XL- H, Media 1565877 Estera de Tornillos CoRoent® XL-H, Bandeja de Instrumento 1565873 Bandeja de Instrumento CoRoent® XL- H, Inferior 1565870 Bandeja de Instrumento CoRoent® XL- H, Base 6991004 Tapa de Bandeja de Implante de Reserva CoRoent XL 6991001 Bandeja de Implante de Reserva 1 CoRoent XL (Superior) 6991002 Bandeja de Implante de Reserva 2 CoRoent XL (Media) 6900214 Ensayo CoRoent® XL, 14x18x45mm 6900216 Ensayo CoRoent® XL, 16x18x45mm 6910214 Medidor CoRoent® XL, 14x18x45mm 10° 6910514 14x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo - 10° 6910216 Medidor CoRoent® XL, 16x18x45mm 10° 6900414 Ensayo CoRoent® XL, 14x18x55mm 6901516 16x22x50mm COR XL - Ancho - Ensayo 6901514 14x22x50mm COR XL - Ancho - Ensayo 6900416 Ensayo CoRoent® XL, 16x18x55mm 6910414 Medidor CoRoent® XL, 14x18x55mm 10° 6910516 16x22x50mm COR XL Ancho - Ensayo -</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>10° 6901614 14x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 6910416 Medidor CoRoent® XL, 16x18x55mm 10° 6901616 16x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo 6910614 14x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo - 10° 6910616 16x22x60mm COR XL Ancho - Ensayo - 10° 6991007 Estuche de Ensayo Set de Reserva CoRoent XL 6991003 Bandeja de Implante de Reserva CoRoent XL 3 (Inferior) 6991005 Base de Bandeja de Implante de Reserva CoRoent XL 6900208 Ensayo CoRoent® XL, 8x18x45mm 6900210 Ensayo CoRoent® XL, 10x18x45mm 6900212 Ensayo CoRoent® XL, 12x18x45mm 6900214 Ensayo CoRoent® XL, 14x18x45mm 6900216 Ensayo CoRoent® XL, 16x18x45mm 6900408 Ensayo CoRoent® XL, 8x18x55mm 6900410 Ensayo CoRoent® XL, 10x18x55mm 6900412 Ensayo CoRoent® XL, 12x18x55mm 6900414 Ensayo CoRoent® XL, 14x18x55mm 6900416 Ensayo CoRoent® XL, 16x18x55mm 6910208 Medidor CoRoent® XL, 8x18x45mm 10° 6910210 Medidor CoRoent® XL, 10x18x45mm 10°</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6910212 Medidor CoRoent® XL, 12x18x45mm 10°</p> <p>6910214 Medidor CoRoent® XL, 14x18x45mm 10°</p> <p>6910216 Medidor CoRoent® XL, 16x18x45mm 10°</p> <p>6910408 Medidor CoRoent® XL, 8x18x55mm 10°</p> <p>6910410 Medidor CoRoent® XL, 10x18x55mm 10°</p> <p>6910412 Medidor CoRoent® XL, 12x18x55mm 10°</p> <p>6910414 Medidor CoRoent® XL, 14x18x55mm 10°</p> <p>6910416 Medidor CoRoent® XL, 16x18x55mm 10°</p> <p>1001992 Mango en T Hudson</p> <p>6900101 Ensamblaje de Insertor CR-X</p> <p>6600171 Herramienta de Remoción de Implante</p> <p>1023501 Bandeja CoRoent® XL</p> <p>6900010 Bandeja de Implante CoRoent® XLR</p> <p>7000630 CoRoent® XL- Ensayo Torácico 6x16x30</p> <p>7000640 CoRoent® XL- Ensayo Torácico 6x16x40</p> <p>7000830 CoRoent® XL- Ensayo Torácico 8x16x30</p> <p>7000840 CoRoent® XL- Ensayo Torácico 8x16x40</p> <p>7001030 CoRoent® XL- Ensayo Torácico 10x16x30</p> <p>7001040 CoRoent® XL- Ensayo Torácico 10x16x40</p> <p>7001230 CoRoent® XL- Ensayo Torácico 12x16x30</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>7001240 CoRoent® XL- Ensayo Torácico 12x16x40</p> <p>1001992 Mango en T Hudson</p> <p>7000022 CoRoent® XL- Instrumento de Rescate Ensayo Torácico</p> <p>7000001 CoRoent® XL- Insertor de Implante Torácico</p> <p>7000002 CoRoent® XL- Insertor de Ensayo</p> <p>7000024 Tapa de Bandeja de Implante XL-T</p> <p>7000025 Insertor de Bandeja de Implante Superior XL-T</p> <p>7000027 Base de Bandeja de Implante XL-T</p> <p>6562083 Bandeja CoRoent® XLXW, Tapa</p> <p>1001992 Mango en T Hudson</p> <p>6200011 CoRoent® XLXW Deslizador, Grande Recto</p> <p>6201000 CoRoent® XLXW Insertor</p> <p>6200026 CoRoent® XLXW Plantilla, 26mm</p> <p>6562088 CoRoent® XLXW Bloque de Carga</p> <p>6562087 CoRoent® XLXW Bandeja, Estera de Tornillos</p> <p>6562084 CoRoent® XLXW Bandeja, Superior</p> <p>6208000 CoRoent® XLXW Ensayo, 8 mm</p> <p>6210000 CoRoent® XLXW Ensayo, 10 mm</p> <p>6212000 CoRoent® XLXW Ensayo, 12 mm</p> <p>6214000 CoRoent® XLXW Ensayo, 14 mm</p> <p>6216000 CoRoent® XLXW Ensayo, 16 mm</p> <p>6562085 CoRoent® XLXW Bandeja, Media</p> <p>6208100 CoRoent® XLXW</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Ensayo, 8 mm 10° 6210100 CoRoent® XLXW Ensayo, 10 mm 10° 6212100 CoRoent® XLXW Ensayo, 12 mm 10° 6214100 CoRoent® XLXW Ensayo, 14 mm 10° 6216100 CoRoent® XLXW Ensayo, 16 mm 10° 6562086 CoRoent® XLXW Bandeja, Inferior 6562081 CoRoent® XLXW Bandeja, Base 6032007 Rasuradora Paleta CoRoent® LI 7mm 6032108 Rasuradora Paleta CoRoent® LI-Color Co 7mm 6032009 Rasuradora Paleta CoRoent® LI 9mm 6032110 Rasuradora Paleta CoRoent® LI-Color C 10mm 6032011 Rasuradora Paleta CoRoent® LI 11mm 6032112 Rasuradora Paleta CoRoent® LI-Color C 12mm 6032013 Rasuradora Paleta CoRoent® LI 13mm 6032114 Rasuradora Paleta CoRoent® LI-Color C 14mm 6703207 Fresadora CoRoent® LI, 7mm 6713208 Fresadora CoRoent® LI, 8mm 6703209 Fresadora CoRoent® LI, 9mm 6713210 Fresadora CoRoent® LI, 10mm Codificada por Color 6703211 Fresadora CoRoent® LI, 11mm 6713212 Fresadora CoRoent® LI, 12mm Codificada por Color 6703213 Fresadora CoRoent® LI, 13mm 6713214 Fresadora CoRoent® LI, 14mm Codificada por Color </p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p> 6790008 8MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent® LI 6790009 9MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent® LI 6790010 10MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent® LI 6790011 11MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent® LI 6790012 12MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent® LI 6790013 13MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent® LI 6790014 14MM TAPA ESCOFINA LI CoRoent® LI 1009202 Tamp Universal, Autoinjerto Recto 1009203 Tamp Universal, Autoinjerto Angular 7000036 CoRoent® LI Tamp 6601071 Gancho Universal, Implante 7000029 Insetor CoRoent® LI 7000039 Insetor CoRoent® LI, Corto 1001992 Mango en T Hudson 7000035 CoRoent® LI Herramienta de Rescate, Implante 1537950 CoRoent® LI Base, Estuche Escofina de Ensayo 1537951 CoRoent® LI Tapa, Estuche Escofina de Ensayo 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 1537972 CoRoent® LI Inserto, Bandeja de Instrumento 1537973 CoRoent® LI Base, Bandeja de Instrumento 6851037 CoRoent® Tapa Contorneada Pequeña, Bandeja </p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6851000 CoRoent® Insertor Contorneado Pequeño 1006278 Martillo Cervical 6851002 CoRoent® Tamp. Contorneado Pequeño 6852004 CoRoent® Ensayo Contorneado Pequeño, S4 6852005 CoRoent® Ensayo Contorneado Pequeño, S5 6852006 CoRoent® Ensayo Contorneado Pequeño, S6 6852007 CoRoent® Ensayo Contorneado Pequeño, S7 6852008 CoRoent® Ensayo Contorneado Pequeño, S8 6852014 CoRoent® Ensayo Contorneado Pequeño, M4 6852015 CoRoent® Ensayo Contorneado Pequeño, M5 6852016 CoRoent® Ensayo Contorneado Pequeño, M6 6852017 CoRoent® Ensayo Contorneado Pequeño, M7 6852018 CoRoent® Ensayo Contorneado Pequeño, M8 6851038 CoRoent® Estuche Contorneado Pequeño, Implante 6851039 CoRoent® Tapa Contorneada Pequeña, Estuche de Implante 6851036 CoRoent® Base Contorneada Pequeña, Bandeja 6840100 CoRoent® Cuerpo Insertor Central 1004180 Mango en T Universal, AO con Tornillo de Fijación 6800700 CoRoent® Tamp. Pequeño, Implante 1006278 Martillo Cervical 5772000 Triad® Insertor Cervical, Aloinjerto Corto 1005449 Triad® Insertor Cervical, Aloinjerto 5775114 Triad® Medidor</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		Cervical, 5x11x14 5776114 Triad® Medidor Cervical, 6x11x14 5777114 Triad® Medidor Cervical, 7x11x14 5778114 Triad® Medidor Cervical, 8x11x14 5779114 Medidor Cervical 9x11x14 5770114 Medidor Cervical 10x11x14 5771114 Medidor Cervical 11x11x14 5771214 Medidor Cervical 12x11x14 6800805 CoRoent® Ensayo Pequeño - 5X11X14mm, T 6800806 CoRoent® Ensayo Pequeño - 6X11X14mm, T 6800807 CoRoent® Ensayo Pequeño - 7X11X14mm, T 6800808 CoRoent® Ensayo Pequeño - 8X11X14mm, T 6800809 CoRoent® Ensayo Pequeño - 9X11X14mm, T 6800810 CoRoent® Ensayo Pequeño - 10X11X14mm 6800811 CoRoent® Ensayo Pequeño - 11X11X14mm 6800812 CoRoent® Ensayo Pequeño - 12X11X14mm 6800405 CoRoent® Ensayo SLP - 5x13x15mm 6800406 CoRoent® Ensayo SLP - 6x13x15mm 6800407 CoRoent® Ensayo SLP - 7x13x15mm 6800408 CoRoent® Ensayo SLP - 8x13x15mm 6800409 CoRoent® Ensayo SLP - 9x13x15mm 6800410 CoRoent® Ensayo SLP - 10x13x15mm 6800411 CoRoent® Ensayo SLP - 11x13x15mm 6800412 CoRoent® Ensayo SLP - 12x13x15mm 6840002 CoRoent®
--	--	--

IF-2017-25903648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Sistema Pequeño Base de Estuche 6840003 CoRoent® Sistema Pequeño Tapa de Estuche 6840004 CoRoent® Sistema Pequeño Bandeja Superior 6840005 CoRoent® Sistema Pequeño Bandeja Media 6840014 CoRoent Sistema Pequeño Estuche de Implante SL 6840015 CoRoent Sistema Pequeño Estuche de Implante SLP 6840016 CoRoent Sistema Pequeño Estuche de Implante SM 6790105 CoRoent® Pequeño Tapa de Bloqueo Estuche 6790182 CoRoent® SI Insertor, manos libres 6790110 CoRoent® Pequeño Destornillador de Bloqueo, NV9 6790114 CoRoent® Pequeño Llave de Bloqueo, Angular 6790119 CoRoent® Pequeño Insertor de Bloqueo, DTS 6790111 CoRoent® Pequeño Destornillador de Bloqueo, NV9 6790117 CoRoent® Pequeño Llave de Bloqueo, Angular 6790112 CoRoent® Pequeño Punzón de Bloqueo, Autoajustable 6790113 CoRoent® Pequeño Punzón de Bloqueo, Angular 6790153 CoRoent® SI Mango, Par Inverso</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6790107 CoRoent® Pequeño Estuche de Bloqueo, Implante</p> <p>6790150 CoRoent® Pequeño Tapa de Bloqueo, Estuche de Implante</p> <p>6790154 CoRoent® Pequeño Estuche de Bloqueo, Tornillo</p> <p>6790102 CoRoent® SI Tapa, Estuche de Tornillo</p> <p>6790121 CoRoent® Pequeño Guía de Bloqueo, DTS</p> <p>6790122 CoRoent® Pequeño Guía de Bloqueo, DTS</p> <p>6790123 CoRoent® Pequeño Guía de Bloqueo, DTS</p> <p>6790124 CoRoent® Pequeño Guía de Bloqueo, DTS</p> <p>6790125 CoRoent® Pequeño Guía de Bloqueo, DTS</p> <p>6790126 CoRoent® Pequeño Guía de Bloqueo, DTS</p> <p>6790127 CoRoent® Pequeño Guía de Bloqueo, DTS</p> <p>6790128 CoRoent® Pequeño Guía de Bloqueo, DTS</p> <p>6790174 CoRoent® Pequeño Estuche de Bloqueo, DTS</p> <p>6790175 CoRoent® Pequeño Tapa de Bloqueo, Estuche DTS</p> <p>6790104 CoRoent® Pequeño Superficie de Bloqueo, Bandeja</p> <p>6790151 CoRoent® SI Broca, 2.4x12mm</p> <p>6709152 CoRoent® SI Broca, 3.5 x12mm</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>7810600 Mango Universal de Hélice</p> <p>6790173 CoRoent® Pequeño Guía de Bloqueo, Taladro</p> <p>1006278 Martillo Cervical</p> <p>6790161 CoRoent® SI Ensayo, 5x17x14mm</p> <p>6790162 CoRoent® SI Ensayo, 6x17x14mm</p> <p>6790163 CoRoent® SI Ensayo, 7x17x14mm</p> <p>6790164 CoRoent® SI Ensayo, 8x17x14mm</p> <p>6790165 CoRoent® SI Ensayo, 9x17x14mm</p> <p>6790166 CoRoent® SI Ensayo, 10x17x14mm</p> <p>6790167 CoRoent® SI Ensayo, 11x17x14mm</p> <p>6790168 CoRoent® SI Ensayo, 12x17x14mm</p> <p>6790141 CoRoent® Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14</p> <p>6790142 CoRoent® Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14</p> <p>6790143 CoRoent® Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14</p> <p>6790144 CoRoent® Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14</p> <p>6790145 CoRoent® Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14</p> <p>6790146 CoRoent® Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14</p> <p>6790147 CoRoent® Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14</p> <p>6790148 CoRoent® Pequeño Escofina de Bloqueo 17x14</p> <p>6790101 CoRoent® Pequeño Bloqueo Medio,</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Bandeja 7730072 Extractor de Hélice, Tornillo de Hueso 7574101 Martillo Deslizante PCM® 6790106 CoRoent® Pequeño Base de Bloqueo, Estuche 6121050 10x50 ENSAYO CoRoent® XL-C 6121250 12x50 ENSAYO CoRoent® XL-C 6121450 14x50 ENSAYO CoRoent® XL-C 6121650 16x50 ENSAYO CoRoent® XL-C 6121060 10x18x60 ENSAYO XL-CT4-ESTÁNDAR 6121260 12x18x60 ENSAYO XL-CT4-ESTÁNDAR 6121460 14x18x60 ENSAYO XL-CT4-ESTÁNDAR 6121660 16x18x60 ENSAYO XL-CT4-ESTÁNDAR 6131050 10x50 Ensayo Lrd CoRoent® XL-C 6131250 12x50 Ensayo Lrd CoRoent® XL-C 6131450 14x50 Ensayo Lrd CoRoent® XL-C 6131650 16x50 Ensayo Lrd CoRoent® XL-C 6131060 10x18x60 ENSAYO XL-CT4-10 GRADOS 6131260 12x18x60 ENSAYO XL-CT4-10 GRADOS 6131460 14x18x60 ENSAYO XL-CT4-10 GRADOS 6131660 16x18x60 ENSAYO XL-CT4-10 GRADOS 1001992 Mango en T Hudson 6600171 Herramienta de Remoción de Implante 6900101 Ensamblaje de Inertor CR-X 7000045 CoRoent XL-CT Estuche de Esterilización -</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Base</p> <p>7000046 XL-CT Estuche de Esterilización - Tapa</p> <p>7000047 XL-CT Estuche de Esterilización - Inserto Estándar</p> <p>7000048 XL-CT Estuche de Esterilización - Inserto 10 grados</p> <p>5450054 CoRoent® XL-F Base de Bandeja de Implante</p> <p>5450037 8mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent® XL-F</p> <p>5450038 10mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent® XL-F</p> <p>5450039 12mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent® XL-F</p> <p>5450040 14mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent® XL-F</p> <p>5450041 16mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent® XL-F</p> <p>5450042 18mm INSERTOR DE IMPLANTE CoRoent® XL-F</p> <p>5450053 CoRoent® XL-F Inserto de Ensayos de Bandeja de Implante</p> <p>6931508 8X18X50mm XL-F ENSAYO</p> <p>6931510 10X18X50mm XL-F ENSAYO</p> <p>6931512 12X18X50mm XL-F ENSAYO</p> <p>6931514 14X18X50mm XL-F ENSAYO</p> <p>6931516 16X18X50mm XL-F ENSAYO</p> <p>6931518 18X18X50mm XL-F ENSAYO</p> <p>6931708 8X18X60mm XL-F ENSAYO</p> <p>6931710 10X18X60mm XL-F ENSAYO</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6931712 12X18X60mm XL-F ENSAYO</p> <p>6931714 14X18X60mm XL-F ENSAYO</p> <p>6931716 16X18X60mm XL-F ENSAYO</p> <p>6931718 18X18X60mm XL-F ENSAYO</p> <p>6930508 8x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>6930510 10x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>6930512 12x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>6930514 14x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>6930516 16x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>6930518 18x18x50mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>6930708 8x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>6930710 10x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>6930712 12x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>6930714 14x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>6930716 16x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>6930718 18x18x60mm - 10° ENSAYO, CoRoent® XL</p> <p>1001992 Mango en T Hudson</p> <p>5450052 CoRoent® XL-F Inserto Lordótico de Bandeja de Implante</p> <p>5450051 CoRoent® XL-F Inserto Estándar de Bandeja de Implante</p> <p>5450055 CoRoent® XL-F Tapa de Bandeja de Implante</p> <p>5450027 INSERTOR, CoRoent® XL-F</p> <p>5450034 XL-F BLOQUE DE IMPLANTE</p> <p>7240010 Conector Rápido Universal, Mango Recto</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>7240041 Mango en T Universal, Conector Rápido</p> <p>5450031 LLAVE FINAL, CoRoent® XL-F</p> <p>5450065 DESTORNILLADOR ACCIONADOR, CoRoent® XL-F</p> <p>5450009 TAMP, CoRoent® XL-F</p> <p>5450025 MANGO DE GUÍA DTS, CoRoent® XL-F</p> <p>5450026 RETENEDOR DE GUÍA DTS, CoRoent® XL-F</p> <p>5450408 8mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent® XL-F</p> <p>5450410 10mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent® XL-F</p> <p>5450412 12mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent® XL-F</p> <p>5450414 14mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent® XL-F</p> <p>5450416 16mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent® XL-F</p> <p>5450418 18mm ENSAMBLAJE DE GUÍA DTS, CoRoent® XL-F</p> <p>5450101 MANGO AJUSTABLE DE GUÍA VARIABLE XL-F</p> <p>5450102 MANGO AJUSTABLE DE GUÍA FIJA CoRoent® XL</p> <p>5450165 LLAVE DE PERNO DE GUÍA DTS XL-F</p> <p>5450155 TALADRO, BLOQUEO DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE</p> <p>5450255 ROSCA, BLOQUEO DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE, CoRoent® XL</p> <p>5450006 CoRoent® XL-F Guía de Taladro, Punzón</p> <p>7240076 Adaptador Chuck</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Cuadrado/Jacobs 1/4" 7510136 Moledor de Hueso Universal, 36mm 7510128 Moledor de Hueso Universal, 38mm 7510120 Moledor de Hueso Universal, 20mm 5450032 EXTRACTOR DE TORNILLO, CoRoent® XL-F 7510116 Guía Universal, Moledor de Hueso Tamaño 16 7510112 Guía Universal, Moledor de Hueso Tamaño 12 7510108 Guía Universal, Moledor de Hueso Tamaño 8 5450028 Punzón CoRoent® XL-F, Autoajustable Fijo 7510013 Herramienta de Remoción de Osteofitos Universal 7510101 Mango Universal, Moledor de Hueso 5450035 CoRoent® XL-F Estuche de Tornillo de Bandeja de Instrumento 5450061 CoRoent® XL-F Bandeja de Instrumento (Bandeja Superior) 5450062 CoRoent® XL-F Bandeja de Instrumento (Bandeja Media) 5450063 CoRoent® XL-F Bandeja de Instrumento (Bandeja Inferior) 8801300 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica 6600171 Herramienta de Remoción de Implante 6252001 ADAPTADOR HUDSON ROSCADO CoRoent® XL-K 1001992 Mango en T Hudson 6900101 Ensamblaje de Insertor CR-X 6900609 Base de Bandeja </p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		de Implante, CoRoent® XL-K 6900610 Inserto Estándar de Bandeja de Implante, CoRoent® XL-K 6900611 Inserto Lordótico de Bandeja de Implante, CoRoent® XL-K 6900612 Tapa de Bandeja de Implante, CoRoent® XL-K 6230850 8x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6230860 8x18x60mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6231050 10x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6231060 10x18x60mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6231250 12x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6231260 12x18x60mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6231450 14x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6231460 14x18x60mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6231650 16x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6231660 16x18x60mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6231850 18x18x50mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6231860 18x18x60mm Ensamblaje de Ensayo ESTÁNDAR, CoRoent® XL-K 6240850 8x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6240860 8x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K</p> <p>6241050 10x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K</p> <p>6241060 10x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K</p> <p>6241250 12x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K</p> <p>6241260 12x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K</p> <p>6241450 14x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K</p> <p>6241460 14x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K</p> <p>6241650 16x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K</p> <p>6241660 16x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K</p> <p>6241850 18x18x50mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K</p> <p>6241860 18x18x60mm Ensamblaje de Ensayo 10°, CoRoent® XL-K</p> <p>6251108 8mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-K</p> <p>6251110 10mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-</p> <p>6251112 12mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-</p> <p>6251114 14mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-</p> <p>6251116 16mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6251118 18mm Ensamblaje Corto de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-</p> <p>6251208 8mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-K</p> <p>6251210 10mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-K</p> <p>6251212 12mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-K</p> <p>6251214 14mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-K</p> <p>6251216 16mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-K</p> <p>6251218 18mm Ensamblaje Largo de Cortadora de Quilla CoRoent® XL-K</p> <p>6900605 Base de Bandeja de Instrumento, CoRoent® XL-K</p> <p>6900606 Inserto Lordótico de Bandeja de Instrumento, CoRoent® XL-K</p> <p>6900607 Inserto Estándar de Bandeja de Instrumento, CoRoent® XL-K</p> <p>6900608 Tapa de Bandeja de Instrumento, CoRoent® XL-K</p> <p>8801333 Tapa de Bandeja NuVasive Genérica</p> <p>1599102 Bandeja Nivel 3 Genérica, Base</p> <p>6020102 MAS PLIF Superior, Bandeja Inter-corporal</p> <p>6020103 MAS PLIF Medio, Bandeja Inter-corporal</p> <p>6020104 MAS PLIF Inferior, Bandeja Inter-corporal</p> <p>6020111 MAS PLIF Placard, Estuche Inter-corporal Grande</p> <p>6020112 MAS PLIF Placard, Estuche Inter-corporal</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		Pequeño 6020114 MAS PLIF Estuche Inter-corporal 1 6020115 MAS PLIF Estuche Inter-corporal 2 6020116 MAS PLIF Estuche Inter-corporal 3 6020040 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 7mm 6020041 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 8mm 6020042 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 9mm 6020043 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 10mm 6020044 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 11mm 6020045 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 12mm 6020046 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 13mm 6020047 MAS PLIF Rasuradora Paleta, 14mm 6020030 MAS PLIF Medidora Paleta, 7mm 6020031 MAS PLIF Medidora Paleta, 8mm 6020032 MAS PLIF Medidora Paleta, 9mm 6020033 MAS PLIF Medidora Paleta, 10mm 6020034 MAS PLIF Medidora Paleta, 11mm 6020035 MAS PLIF Medidora Paleta, 12mm 6020036 MAS PLIF Medidora Paleta, 13mm 6020037 MAS PLIF Medidora Paleta, 14mm 1001992 Mango en T Hudson 6020001 MAS PLIF CoRoent® Insertor, Grande 6020501 MAS PLIF Ensayo, 8x23mm 4° y 7x28mm 4° 6020502 MAS PLIF Ensayo, 9x23mm 4° y 8x28mm 4° 6020503 MAS PLIF Ensayo,
--	--	--

IF-2017-25903648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>10x23mm 4° y 9x28mm 4° 6020504 MAS PLIF Ensayo, 11x23mm 4° y 10x28mm 4°</p> <p>6020505 MAS PLIF Ensayo, 12x23mm 4° y 11x28mm 4°</p> <p>6020506 MAS PLIF Ensayo, 13x23mm 4° y 12x28mm 4°</p> <p>6020507 MAS PLIF Ensayo, 14x23mm 4° y 13x28mm 4°</p> <p>6020510 MAS PLIF Ensayo, 8x23mm 8° y 6x28mm 8°</p> <p>6020511 MAS PLIF Ensayo, 9x23mm 8° y 7x28mm 8°</p> <p>6020512 MAS PLIF Ensayo, 10x23mm 8° y 8x28mm 8°</p> <p>6020513 MAS PLIF Ensayo, 11x23mm 8° y 9x28mm 8°</p> <p>6020514 MAS PLIF Ensayo, 12x23mm 8° y 10x28mm 8°</p> <p>6020515 MAS PLIF Ensayo, 13x23mm 8° y 11x28mm 8°</p> <p>6020516 MAS PLIF Ensayo, 14x23mm 8° y 12x28mm 8°</p> <p>6020519 MAS PLIF Ensayo, 8x23mm 12° y 6x28mm 12°</p> <p>6020521 MAS PLIF Ensayo, 10x23mm 12° y 8x28mm 12°</p> <p>6020523 MAS PLIF Ensayo, 12x23mm 12° y 10x28mm 12°</p> <p>6020002 MAS PLIF CoRoent® Inserter, Corto</p> <p>6020005 MAS PLIF Tamp, en Caja</p> <p>6020004 MAS PLIF Tamp, Bifurcado</p> <p>6020003 MAS PLIF CoRoent® Herramienta de Remoción, Grande</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		1601791 Bandeja Extras - Base de esterilización 1601792 Bandeja Extras - Esterilla de Tornillos 1601793 Bandeja Extras - Inserto de Etiqueta 1006603 Medidor PLIF, 8mm Desmontable 1006604 Medidor PLIF, 9mm Desmontable 1006605 Medidor PLIF, 10mm Desmontable 1006606 Medidor PLIF, 11mm Desmontable 1006607 Medidor PLIF, 12mm Desmontable 1006608 Medidor PLIF, 13mm Desmontable 1006609 Medidor PLIF, 14mm Desmontable 1006713 Broca PLIF, 8mm Guiada 1006715 Broca PLIF, 10mm Guiada 1006717 Broca PLIF, 12mm Guiada 1006719 Broca PLIF, 14mm Guiada 1006723 Broca Universal, 8mm Guiada 1006725 Broca Universal, 10mm Guiada 1006727 Broca Universal, 12mm Guiada 1006729 Broca Universal, 14mm Guiada 1006783 PLIF Punta Distractor, 8mm Desmontable 1006784 PLIF Punta Distractor, 9mm Desmontable 1006785 PLIF Punta Distractor, 10mm Desmontable 1006786 PLIF Punta Distractor, 11mm Desmontable
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		1006787 PLIF Punta Distractor, 12mm Desmontable 1006788 PLIF Punta Distractor, 13mm Desmontable 1006789 PLIF Punta Distractor, 14mm Desmontable 1008947 PGI Cincel, 7mm Recto 1008948 PGI Cincel, 12mm Recto 1008949 PGI Cincel, 7mm Angular 1009204 TLIF Tamp, Implante 1009521 PGI Disector, 4mm TLIF 1009522 PGI Disector, 7mm TLIF 1010244 PGI Esparcidor de Lámina, TLIF 1010347 Cable de Fórceps Bipolar Universal 1010688 Insertor Universal, 9x25mm recto, TLIF 1010692 Insertor Universal, 11x25mm recto, TLIF 1010696 TLIF Insertor, 9x25 Angular 1010700 TLIF Insertor, 11x25 Angular 1011400 MaXcess Descompresión Kerrison, 3mm 40° 1011401 MaXcess Descompresión Kerrison, 5mm 40° 1011402 MaXcess Descompresión Kerrison, 3mm 90° 1011403 MaXcess Descompresión Kerrison, 5mm 90° 1011404 MaXcess Descompresión Kerrison, 2mm 40° Curvo
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		1011405 MaXcess Descompresión Kerrison, 4mm 40° Curvo 1011406 MaXcess Descompresión Kerrison, Recto Pequeño 1011407 MaXcess Descompresión Cureta, Recto Grande 1011408 MaXcess Descompresión Cureta, Hacia Arriba Pequeño 1011409 MaXcess Woodson Descompresión 1011410 MaXcess Sonda de Descompresión, Punta Esférica 1011411 MaXcess Descompresión Penfield, Grande 1011412 MaXcess Descompresión Penfield, Pequeño 1011413 MaXcess Descompresión Gancho de Nervio 1011414 MaXcess Succión de Descompresión, 10FR Corto 1011415 Succión Universal, 8FR Corto 1011416 MaXcess Retractor de Descompresión de Nervio, Corto 1011417 MaXcess Retractor Succión de Nervio, Corto 1011418 MaXcess Descompresión Pituitaria, 2mm hacia arriba 1011419 MaXcess Descompresión Pituitaria, 2mm recto 1011420 MaXcess Descompresión Pituitaria, 2mm hacia abajo 1011423 MaXcess Descompresión Pituitaria, 4mm hacia arriba
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>1011424 MaXcess Descompresión Pituitaria, 4mm recto</p> <p>1011425 MaXcess Tijeras de Descompresión</p> <p>1011427 MaXcess Cureta, Hacia Arriba Grande</p> <p>1011428 MaXcess Cureta, Hacia Abajo Pequeña</p> <p>1011429 MaXcess Cureta, Hacia Abajo Grande</p> <p>1011430 MaXcess Disector</p> <p>1011431 MaXcess Fórceps, Bipolar Angular Corto</p> <p>1011432 MaXcess Fórceps, Bipolar Recto Corto</p> <p>1011433 ALGI Retractor de Nervio, Largo</p> <p>1011434 ALGI Retractor de Nervio , Succión Largo</p> <p>1011436 ALGI Succión, 10FR Largo</p> <p>1011449 ALGI Fórceps, Bipolar, Angular, Largo</p> <p>1011742 PLIF Tamp, XLIF</p> <p>1012681 ALGI Succión, 12 FR Largo</p> <p>1522921 CoRoent® Bandeja de Implante Especial Oblicua LW</p> <p>1535694 CoRoent® Estuche Oblicuo Grande, Implantes</p> <p>1538324 Punta de Tornillo de Fijación Universal, Envoy</p> <p>1545182 Inserto de Bandeja, XLIF® Instrumental Largo</p> <p>1545186 BASE DE BANDEJA, XLIF® CORPECTOMIA</p> <p>1545187 INSERTO SUPERIOR, XLIF® CORPECTOMIA</p> <p>1545188 INSERTO MEDIO, XLIF® CORPECTOMIA</p> <p>1545189 TAPA DE BANDEJA, XLIF® CORPECTOMIA</p> <p>1570926 XLIF Base de Instrumentos, Ins. Largo</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>1570927 XLIF Inserto inferior de Instrumentos, Ins. Largo</p> <p>1593451 Estuche Brigade, Tornillo</p> <p>1593452 Estuche Brigade, Trial</p> <p>1593453 Estuche Brigade, Implante</p> <p>1599103 Bandeja Universal, 2 Niveles Estuche</p> <p>1604100 CoRoent XL-H, Cúter, ALL</p> <p>1604270 CoRoent XL-H, Clip Retractor Anterior</p> <p>1604291 CoRoent® XL-H Bandeja, Superior</p> <p>1604292 CoRoent® XL-H Bandeja, Inferior</p> <p>1604293 CoRoent® XL-H Esterilla de tornillos</p> <p>1604294 CoRoent® XL-H Placa de nombre, grande</p> <p>1604361 CoRoent XL-H Retractor, Ancho Corto</p> <p>1604362 CoRoent XL-H Retractor, Ancho Largo</p> <p>1604371 CoRoent XL-H Retractor, Angosto Corto</p> <p>1604372 CoRoent XL-H Retractor, Angosto Largo</p> <p>1604970 Manga Brigade, Llave Sólida</p> <p>1604977 Llave Brigade, Punta Esférica Sólida</p> <p>1604978 Llave Brigade, sin retención sólida</p> <p>1604979 Llave Brigade, auto retención sólida</p> <p>1606883 XLIF® Punta, Roscada</p> <p>1608000 CoRoent XL-H Clip, Guiado</p> <p>1635811 CoRoent Ant TLIF Herramienta de Ensamblaje, Dism. Ins.</p> <p>1657590 TLIF Tamp Oblicuo</p> <p>1694961 TLIF Base Oblicuo,</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Estuche 1694964 TLIF Nivel Superior Oblicuo, Estuche 1694965 TLIF Nivel Inferior Oblicuo, Estuche 1694966 TLIF Estuche Oblicuo, 10 ancho x 4° 1694967 TLIF Estuche Oblicuo, 10 ancho 12° 1694968 TLIF Estuche Oblicuo, 14 ancho 1710011 TLIF Trial Oblicuo, 6x10x25mm 4° 1710013 TLIF Trial Oblicuo, 8x10x25mm 4° 1710015 TLIF Trial Oblicuo, 10x10x25mm 4° 1710017 TLIF Trial Oblicuo, 12x10x25mm 4° 1710019 TLIF Trial Oblicuo, 14x10x25mm 4° 1710035 TLIF Trial Oblicuo, 8x10x25mm 12° 1710037 TLIF Trial Oblicuo, 10x10x25mm 12° 1710039 TLIF Trial Oblicuo, 12x10x25mm 12° 1710041 TLIF Trial Oblicuo, 14x10x25mm 12° 1710066 TLIF Trial Oblicuo, 8x10x30mm 4° 1710068 TLIF Trial Oblicuo, 10x10x30mm 4° 1710070 TLIF Trial Oblicuo, 12x10x30mm 4° 1710072 TLIF Trial Oblicuo, 14x10x30mm 4° 3100072 BASE DE DESCOMP. 3100073 DECOMP Bandeja Superior 3100074 DECOMP Bandeja Media 3100100 MaXcess Micro. Descomp. Kerrison, 1mm 40° 3100101 MaXcess Micro. Descomp. Kerrison, 2mm</p>
--	--	---

IF-2017-25903648-APN-DNPM#ANMAT

		40° 3100102 MaXcess Micro. Descomp. Kerrison, 1mm 90° 3100103 MaXcess Micro. Descomp. Kerrison, 2mm 90° 3100120 MAS Micro Descomp. Cureta, Recta Grande 3100121 MAS Micro Descomp. Cureta, Recta Mediana 3100122 MAS Micro Descomp. Cureta, Recta Pequeña 3100123 MAS Micro Descomp. Cureta, Ang. Grande 3100124 MAS Micro Descomp. Cureta, Ang. Mediana 3100125 MAS Micro Descomp. Cureta, Ang. Pequeña 3100126 MAS Micro Descomp. Cureta, Rev. Ang. Grande 3100127 MAS Micro Descomp. Cureta, Rev. Ang. Mediana 3100128 MAS Micro Descomp. Cureta, Rev. Ang, Pequeña 3100130 MaXcess Micro- Descompresión Woodson 3100131 MaXcess Micro- Descompresión Penfield, #7 Tire 3100132 MaXcess Micro- Descompresión Penfield, #7 Empuje 3100133 MaXcess Descompresión Pituitaria, 2mm Micro hacia arriba 3100134 MaXcess Descompresión Pituitaria, 2mm Micro Recto
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>3100136 MaXcess Micro Descompresión Gancho de Nervio, Recto</p> <p>3100138 MaXcess Retractor Micro Descompresión, Nervio</p> <p>3100140 MAS Micro Fórceps de Descompresión, Bipolar Recto</p> <p>3100141 MAS Micro Fórceps de Descompresión, Bipolar Angular</p> <p>3100142 MaXcess Sonda de Descompresión, Micro Esfera</p> <p>3100143 MaXcess Disector Micro-Descompresión</p> <p>3100145 MaXcess Succión Micro Descompresión, #6</p> <p>3100150 MaXcess Pituitaria, 2mm Corto Recto Micro</p> <p>3100151 MaXcess Pituitaria, 2mm Corto, hacia arriba Micro</p> <p>3100152 MaXcess Pituitaria, 2mm Corto Recto Micro</p> <p>3100153 MaXcess Pituitaria, 2mm Corto hacia arriba Micro</p> <p>3100154 MaXcess Pituitaria, 4mm Corto Recto Micro</p> <p>3100155 MaXcess Pituitaria, 4mm Corto hacia arriba Micro</p> <p>3100162 MaXcess® MAS TLIF Base, Micro Descompresión</p> <p>3100163 MaXcess® MAS TLIF Bandeja, Micro Descompresión</p> <p>3200077 PGI Base, Estuche de Instrumento Microscópico</p> <p>3200078 PGI Nivel 1, Estuche de Instrumento Microscópico</p> <p>3200079 PGI Nivel 2, Estuche de Instrumento Microscópico</p> <p>3200080 PGI Nivel 3, Estuche de Instrumento</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Microscópico</p> <p>3200322 XLIF Fórceps, Bipolar Recto Extra Largo</p> <p>3213160 MaXcess Cuchilla de Acceso, 160mm Central</p> <p>3213170 MaXcess Cuchilla de Acceso, 170mm Central</p> <p>3213180 MaXcess Cuchilla de Acceso, 180mm Central</p> <p>3220210 MaXcess Accesorio de Acceso, 4ta Cuchilla</p> <p>3223100 XLIF Cuchilla, 100mm Retractor de Pulmón Angosto</p> <p>3223110 XLIF Cuchilla, 110mm Retractor de Pulmón Angosto</p> <p>3223120 XLIF Cuchilla, 120mm Retractor de Pulmón Angosto</p> <p>3223130 XLIF Cuchilla, 130mm Retractor de Pulmón Angosto</p> <p>3223140 XLIF Cuchilla, 140mm Retractor de Pulmón Angosto</p> <p>3223150 XLIF Cuchilla, 150mm Retractor de Pulmón Angosto</p> <p>3223160 XLIF Cuchilla, 160mm Retractor de Pulmón Angosto</p> <p>3223170 XLIF Cuchilla, 170mm Retractor de Pulmón Angosto</p> <p>3223180 XLIF Cuchilla, 180mm Retractor de Pulmón Angosto</p> <p>3224100 XLIF Cuchilla, 100mm Retractor de Pulmón Ancho</p> <p>3224110 XLIF Cuchilla, 110mm Retractor de Pulmón Ancho</p> <p>3224120 XLIF Cuchilla, 120mm Retractor de Pulmón Ancho</p> <p>3224130 XLIF Cuchilla,</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		130mm Retractor de Pulmón Ancho 3224140 XLIF Cuchilla, 140mm Retractor de Pulmón Ancho 3224150 XLIF Cuchilla, 150mm Retractor de Pulmón Ancho 3224160 XLIF Cuchilla, 160mm Retractor de Pulmón Ancho 3224170 XLIF Cuchilla, 170mm Retractor de Pulmón Ancho 3224180 XLIF Cuchilla, 180mm Retractor de Pulmón Ancho 3230071 XLIF Corp. Extensión, Cuchilla Central Corta 3230072 MaXcess Extensión, Brazo Izquierdo 3230073 MaXcess Extensión, Brazo Derecho 3230074 XLIF Corpectomía Doyen, Izquierda 3230075 XLIF Corpectomía Doyen, Derecha 3230076 XLIF Corpectomía Herramienta de Remoción de Costilla 3230077 XLIF Corpectomía Herramienta de Disección de Costilla 3230078 XLIF Corpectomía Mango, Retractor de Pulmón 3230081 XLIF Corp. Extensión, Cuchilla Central Larga 3230082 MaXcess Extensión, Brazo Izquierdo 3230083 MaXcess Extensión, Brazo Derecho 3231160 MaXcess Cuchilla de Acceso, 160mm Izquierda 3231170 MaXcess Cuchilla de Acceso, 170mm
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Izquierda 3231180 MaXcess Cuchilla de Acceso, 180mm</p> <p>Izquierda 3232160 MaXcess Cuchilla de Acceso, 160mm Derecha 3232170 MaXcess Cuchilla de Acceso, 170mm Derecha 3232180 MaXcess Cuchilla de Acceso, 180mm Derecha 3240014 MaXcess 4 Extensión, Brazo Izquierdo Corto 3240015 MaXcess 4 Extensión, Brazo Derecho Corto 3240016 MaXcess 4 Extensión, Brazo Central Corto 3240017 MaXcess 4 Extensión, Brazo Izquierdo Largo 3240018 MaXcess 4 Extensión, Brazo Derecho Largo 3240019 MaXcess 4 Extensión, Brazo Central Largo 3241170 MaXcess 4 Chuchilla, 170mm Izquierda 3241180 MaXcess 4 Chuchilla, 180mm Izquierda 3242170 MaXcess 4 Chuchilla, 170mm Derecha 3242180 MaXcess 4 Chuchilla, 180mm Derecha 3243170 MaXcess 4 Chuchilla, 170mm Electrodo Ctr 3243180 MaXcess 4 Chuchilla, 180mm Electrodo Ctr 3244170 MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 170mm Ctr 3244180 MaXcess 4 Chuchilla de Aluminio, 180mm Ctr</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		3300020 Tamp Universal, Implante XLIF 3300021 MaXcess Tamp, Micro 3300022 ALGI Bi-Polar, 12.5 Recto con Bayoneta 3300023 Retractor Universal, 4mm Psoas 3300024 Retractor Universal, 10mm Psoas 3300040 Distractor Universal Intercorporal, XLIF 3300051 XLIF Punta, 40mm Envoy 3300052 XLIF Punta, 50mm Envoy 3300053 XLIF Punta, 60mm Envoy 3300055 XLIF Sistema de Entrega, Envoy 3300056 XLIF Llave Allen, Envoy 3300057 XLIF Llave Allen, Envoy Sistema de Entrega 3300058 XLIF Envoy Mango en T 3300063 XLIF Deslizador 3300118 ALGI Penfield, Largo Empuje 3300137 Estuche de Esterilización Nivel1 Instrumental XLIF 3300138 Estuche de Esterilización Nivel 2 Instrumental XLIF 3300139 Base de Estuche de Esterilización Instrumental XLIF 3300218 ALGI Penfield, Largo Tire 3300318 XLIF Penfield, Empuje Extra Largo 3300319 XLIF Retractor de Nervio Extra Largo 3300320 Succión XLIF, 12FR Extra Largo 3300321 Fórceps XLIF, Bipolar Ang. Extra Largo
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		3300608 Medidor Universal, 8mm 3300610 Medidor Universal, 10mm 3300612 Medidor Universal, 12mm 3300614 Medidor Universal, 14mm 3300616 Medidor Universal, 16mm 3300808 Rasurador de Paleta Universal, 8mm 3300810 Rasurador de Paleta Universal, 10mm 3300812 Rasurador de Paleta Universal, 12mm 3300814 Rasurador de Paleta Universal, 14mm 3300816 Rasurador de Paleta Universal, 16mm 3340321 XLIF Succión, 15FR extra largo 3340322 XLIF Succión, 12FR extra largo 5000007 PLIF Estuche de Esterilización Nivel 1 5000008 PLIF Estuche de Esterilización Nivel 2 5000009 PLIF Base de Estuche de Esterilización 5000120 Martillo Deslizante Universal 5000807 PLIF Insertor, 9x20mm Injerto Recto 5000808 PLIF Insertor, 11x20mm Injerto Recto 5001001 PGI Retractor, Nervio 5001206 Broca Universal, 6x18mm 5001208 Broca Universal, 8x18mm 5001210 Broca Universal, 10x18mm 5001212 Broca Universal, 12x18mm 5001214 Broca Universal, 14x18mm
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		5001901 Adaptador Universal, Roscado Hudson 5002206 Broca CoRoent XLW, 6x22x40mm Guiada 5002208 Broca CoRoent XLW, 8x22x40mm Guiada 5002210 Broca CoRoent XLW, 10x22x40mm Guiada 5002212 Broca CoRoent XLW, 12x22x40mm Guiada 5002214 Broca CoRoent XLW, 14x22x40mm Guiada 5002216 Broca CoRoent XLW, 16x22x40mm Guiada 5030102 PLIF-Micro Estuche de Esterilización Nivel 1 5030103 PLIF-Micro Estuche de Esterilización Nivel 2 5030104 PLIF-Micro Estuche de Esterilización Base 5030807 PLIF Inertor, 9x20mm Injerto Recto Micro 5030808 PLIF Inertor, 11x20mm Injerto Recto Micro 5030901 Mango en T Universal, con Hudson Micro 5032308 PGI Descortezador, 8mm Micro 5032310 PGI Descortezador, 10mm Micro 5032312 PGI Descortezador, 12mm Micro 5032314 PGI Descortezador, 14mm Micro 5033208 PLIF Broca, 8x9mm Guiada Micro 5033210 PLIF Broca, 10x9mm Guiada Micro 5033212 PLIF Broca, 12x9mm Guiada Micro 5033214 PLIF Broca, 14x9mm Guiada Micro 5035208 Broca Universal, 8x11mm Guiada Micro 5035210 Broca Universal, 10x11mm Guiada Micro 5035212 Broca Universal,
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		12x11mm Guia Micro 5035214 Broca Universal, 14x11mm Guia Micro 5101302 CoRoent Ant TLIF PEEK, 10x11x30mm 12° 5101308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 10x11x30mm 8° 5104308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 10x14x30mm 8° 5109302 CoRoent Ant TLIF PEEK, 10x9x30mm 12° 5109308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 10x9x30mm 8° 5111302 CoRoent Ant TLIF PEEK, 11x11x30mm 12° 5111308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 11x11x30mm 8° 5119302 CoRoent Ant TLIF PEEK, 11x9x30mm 12° 5119308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 11x9x30mm 8° 5121302 CoRoent Ant TLIF PEEK, 12x11x30mm 12° 5121308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 12x11x30mm 8° 5124308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 12x14x30mm 8° 5129302 CoRoent Ant TLIF PEEK, 12x9x30mm 12° 5129308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 12x9x30mm 8° 5141302 CoRoent Ant TLIF PEEK, 14x11x30mm 12° 5141308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 14x11x30mm 8° 5144308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 14x14x30mm 8° 5149302 CoRoent Ant TLIF PEEK, 14x9x30mm 12° 5149308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 14x9x30mm 8° 5181302 CoRoent Ant TLIF PEEK, 8x11x30mm 12° 5181308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 8x11x30mm 8° 5184308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 8x14x30mm 8° 5189302 CoRoent Ant TLIF
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		PEEK, 8x9x30mm 12° 5189308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 8x9x30mm 8° 5191302 CoRoent Ant TLIF PEEK, 9x11x30mm 12° 5191308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 9x11x30mm 8° 5195076 CoRoent Ant TLIF Tamp con pie 5195090 CoRoent Ant TLIF Trial, 8x9x30mm 8° 5195091 CoRoent Ant TLIF Trial, 9x9x30mm 8° 5195092 CoRoent Ant TLIF Trial, 10x9x30mm 8° 5195093 CoRoent Ant TLIF Trial, 11x9x30mm 8° 5195094 CoRoent Ant TLIF Trial, 12x9x30mm 8° 5195096 CoRoent Ant TLIF Trial, 14x9x30mm 8° 5195100 CoRoent Ant TLIF Trial, 9x9x30mm 0° 5195101 CoRoent Ant TLIF Trial, 11x9x30mm 0° 5195103 CoRoent Ant TLIF Trial, 9x11x30mm 0° 5195104 CoRoent Ant TLIF Trial, 11x11x30mm 0° 5195115 CoRoent Ant TLIF Tamp 5195166 CoRoent Ant TLIF Trial, 8x11x30mm 0° 5195167 CoRoent Ant TLIF Trial, 10x11x30mm 0° 5195168 CoRoent Ant TLIF Trial, 12x11x30mm 0° 5195169 CoRoent Ant TLIF Trial, 14x11x30mm 0° 5195170 CoRoent Ant TLIF Trial, 8x14x30mm 0° 5195171 CoRoent Ant TLIF Trial, 10x14x30mm 0° 5195172 CoRoent Ant TLIF Trial, 12x14x30mm 0° 5195173 CoRoent Ant TLIF Trial, 14x14x30mm 0° 5195180 CoRoent Ant TLIF
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Trial, 8x11x30mm 8° 5195181 CoRoent Ant TLIF Trial, 9x11x30mm 8° 5195182 CoRoent Ant TLIF Trial, 10x11x30mm 8° 5195183 CoRoent Ant TLIF Trial, 11x11x30mm 8° 5195184 CoRoent Ant TLIF Trial, 12x11x30mm 8° 5195186 CoRoent Ant TLIF Trial, 14x11x30mm 8° 5195229 CoRoent Ant TLIF Trial, 8x9x30mm 0° 5195230 CoRoent Ant TLIF Trial, 10x9x30mm 0° 5195231 CoRoent Ant TLIF Trial, 12x9x30mm 0° 5195232 CoRoent Ant TLIF Trial, 14x9x30mm 0° 5195280 CoRoent Ant TLIF Trial, 8x14x30mm 8° 5195282 CoRoent Ant TLIF Trial, 10x14x30mm 8° 5195284 CoRoent Ant TLIF Trial, 12x14x30mm 8° 5195286 CoRoent Ant TLIF Trial, 14x14x30mm 8° 5195289 CoRoent Ant TLIF Trial, 8x9x30mm 12° 5195290 CoRoent Ant TLIF Trial, 9x9x30mm 12° 5195291 CoRoent Ant TLIF Trial, 10x9x30mm 12° 5195292 CoRoent Ant TLIF Trial, 11x9x30mm 12° 5195293 CoRoent Ant TLIF Trial, 12x9x30mm 12° 5195295 CoRoent Ant TLIF Trial, 14x9x30mm 12° 5195298 CoRoent Ant TLIF Trial, 8x11x30mm 12° 5195299 CoRoent Ant TLIF Trial, 9x11x30mm 12° 5195300 CoRoent Ant TLIF Trial, 10x11x30mm 12° 5195301 CoRoent Ant TLIF Trial, 11x11x30mm 12° 5195302 CoRoent Ant TLIF </p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Trial, 12x11x30mm 12° 5195304 CoRoent Ant TLIF Trial, 14x11x30mm 12° 5195331 CoRoent Ant TLIF Base, Ins. Estuche 5195332 CoRoent Ant TLIF Parte superior, Ins. Estuche 5195333 CoRoent Ant TLIF Parte inferior, Ins. Estuche 5195334 CoRoent Ant TLIF Base, Estuche de Implante 5195335 CoRoent Ant TLIF Parte inferior, Estuche PEEK 5195336 CoRoent Ant TLIF Parte inferior, Estuche Ti 5195339 CoRoent Ant TLIF Estuche, 30mm 8° PEEK 5195340 CoRoent Ant TLIF Estuche, Ti 30mm 0° 5195341 CoRoent Ant TLIF Estuche, 30mm 8° Ti 5195348 CoRoent Ant TLIF Estuche Ti, 30mm 12° 5195349 CoRoent Ant TLIF Estuche PEEK, 30mm 12° 5195350 CoRoent Ant TLIF Parte inferior de estuche 5199302 CoRoent Ant TLIF PEEK, 9x9x30mm 12° 5199308 CoRoent Ant TLIF PEEK, 9x9x30mm 8° 5201300 CoRoent Ant TLIF Ti, 10x11x30mm 0° 5201302 CoRoent Ant TLIF Ti, 10x11x30mm 12° 5201308 CoRoent Ant TLIF Ti, 10x11x30mm 8° 5204300 CoRoent Ant TLIF Ti, 10x14x30mm 0° 5204308 CoRoent Ant TLIF Ti, 10x14x30mm 8° 5209300 CoRoent Ant TLIF Ti, 10x9x30mm 0° 5209302 CoRoent Ant TLIF Ti, 10x9x30mm 12° 5209308 CoRoent Ant TLIF Ti, 10x9x30mm 8° 5211300 CoRoent Ant TLIF </p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		Ti, 11x11x30mm 0° 5211302 CoRoent Ant TLIF Ti, 11x11x30mm 12° 5211308 CoRoent Ant TLIF Ti, 11x11x30mm 8° 5219300 CoRoent Ant TLIF Ti, 11x9x30mm 0° 5219302 CoRoent Ant TLIF Ti, 11x9x30mm 12° 5219308 CoRoent Ant TLIF Ti, 11x9x30mm 8° 5221300 CoRoent Ant TLIF Ti, 12x11x30mm 0° 5221302 CoRoent Ant TLIF Ti, 12x11x30mm 12° 5221308 CoRoent Ant TLIF Ti, 12x11x30mm 8° 5224300 CoRoent Ant TLIF Ti, 12x14x30mm 0° 5224308 CoRoent Ant TLIF Ti, 12x14x30mm 8° 5229300 CoRoent Ant TLIF Ti, 12x9x30mm 0° 5229302 CoRoent Ant TLIF Ti, 12x9x30mm 12° 5229308 CoRoent Ant TLIF Ti, 12x9x30mm 8° 5241300 CoRoent Ant TLIF Ti, 14x11x30mm 0° 5241302 CoRoent Ant TLIF Ti, 14x11x30mm 12° 5241308 CoRoent Ant TLIF Ti, 14x11x30mm 8° 5244300 CoRoent Ant TLIF Ti, 14x14x30mm 0° 5244308 CoRoent Ant TLIF Ti, 14x14x30mm 8° 5249300 CoRoent Ant TLIF Ti, 14x9x30mm 0° 5249302 CoRoent Ant TLIF Ti, 14x9x30mm 12° 5249308 CoRoent Ant TLIF Ti, 14x9x30mm 8° 5281300 CoRoent Ant TLIF Ti, 8x11x30mm 0° 5281302 CoRoent Ant TLIF Ti, 8x11x30mm 12° 5281308 CoRoent Ant TLIF
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		Ti, 8x11x30mm 8° 5284300 CoRoent Ant TLIF Ti, 8x14x30mm 0° 5284308 CoRoent Ant TLIF Ti, 8x14x30mm 8° 5289300 CoRoent Ant TLIF Ti, 8x9x30mm 0° 5289302 CoRoent Ant TLIF Ti, 8x9x30mm 12° 5289308 CoRoent Ant TLIF Ti, 8x9x30mm 8° 5291300 CoRoent Ant TLIF Ti, 9x11x30mm 0° 5291302 CoRoent Ant TLIF Ti, 9x11x30mm 12° 5291308 CoRoent Ant TLIF Ti, 9x11x30mm 8° 5299300 CoRoent Ant TLIF Ti, 9x9x30mm 0° 5299302 CoRoent Ant TLIF Ti, 9x9x30mm 12° 5299308 CoRoent Ant TLIF Ti, 9x9x30mm 8° 5300252 TLIF Oblicuo, 10x10x25mm 12° 5300254 TLIF Oblicuo, 10x10x25mm 4° 5300302 TLIF Oblicuo, 10x10x30mm 12° 5300304 TLIF Oblicuo, 10x10x30mm 4° 5300354 TLIF Oblicuo, 10x10x35mm 4° 5304252 TLIF Oblicuo, 10x14x25mm 12° 5304254 TLIF Oblicuo, 10x14x25mm 4° 5304302 TLIF Oblicuo, 10x14x30mm 12° 5304304 TLIF Oblicuo, 10x14x30mm 4° 5320252 TLIF Oblicuo, 12x10x25mm 12° 5320254 TLIF Oblicuo, 12x10x25mm 4° 5320302 TLIF Oblicuo, 12x10x30mm 12° 5320304 TLIF Oblicuo,
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		12x10x30mm 4° 5320354 TLIF Oblicuo, 12x10x35mm 4° 5324252 TLIF Oblicuo, 12x14x25mm 12° 5324254 TLIF Oblicuo, 12x14x25mm 4° 5324302 TLIF Oblicuo, 12x14x30mm 12° 5324304 TLIF Oblicuo, 12x14x30mm 4° 5340252 TLIF Oblicuo, 14x10x25mm 12° 5340254 TLIF Oblicuo, 14x10x25mm 4° 5340302 TLIF Oblicuo, 14x10x30mm 12° 5340304 TLIF Oblicuo, 14x10x30mm 4° 5340354 TLIF Oblicuo, 14x10x35mm 4° 5380252 TLIF Oblicuo, 8x10x25mm 12° 5380254 TLIF Oblicuo, 8x10x25mm 4° 5380302 TLIF Oblicuo, 8x10x30mm 12° 5380304 TLIF Oblicuo, 8x10x30mm 4° 5380354 TLIF Oblicuo, 8x10x35mm 4° 5384252 TLIF Oblicuo, 8x14x25mm 12° 5384254 TLIF Oblicuo, 8x14x25mm 4° 5384302 TLIF Oblicuo, 8x14x30mm 12° 5384304 TLIF Oblicuo, 8x14x30mm 4° 5740005 Triad Cervical Trial, 5mm 7° 5740006 Triad Cervical Trial 6mm 7° 5740007 Triad Cervical Trial, 7mm 7° 5740008 Triad Cervical Trial, 8mm 7° 5740009 Triad Cervical Trial,
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p> 9mm 7° 5740010 Triad Cervical Trial, 10mm 7° 5740011 Triad Cervical Trial, 10x11x11mm 5772002 Base de Estuche de Escofina Cervical 5772003 Tapa de Estuche de Escofina Cervical 5775111 Triad Cervical Trial, 5x11x11mm 5776111 Triad Cervical Trial, 6x11x11mm 5777111 Triad Cervical Trial, 7x11x11mm 5778111 Triad Cervical Trial, 8x11x11mm 5779111 Triad Cervical Trial, 9x11x11mm 5780005 Triad Escofina Cervical, 5x11x11mm 5780006 Triad Escofina Cervical, 6x11x11mm 5780007 Triad Escofina Cervical, 7x11x11mm 5780008 Triad Escofina Cervical, 8x11x11mm 5780009 Triad Escofina Cervical, 9x11x11mm 5780010 Triad Escofina Cervical, 10x11x11mm 5780011 Triad Escofina Cervical, 11x11x11mm 5780012 Triad Escofina Cervical, 12x11x11mm 5780105 Triad Escofina Cervical, 5x14x11mm Lordótica 5780106 Triad Escofina Cervical, 6x14x11mm Lordótica 5780107 Triad Escofina Cervical, 7x14x11mm Lordótica 5780108 Triad Escofina Cervical, 8x14x11mm Lordótica 5780109 Triad Escofina </p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Cervical, 9x14x11mm Lordótica</p> <p>5780110 Triad Escofina Cervical, 10x14x11mm Lordótica</p> <p>5780111 Triad Escofina Cervical, 11x14x11mm Lordótica</p> <p>5780112 Triad Escofina Cervical, 12x14x11mm Lordótica</p> <p>5780114 Triad Cervical Trial, 10x14x11mm Lordótico</p> <p>5781114 Triad Cervical Trial, 11x14x11mm Lordótico</p> <p>5782114 Medidor Cervical Lordótico, 12x11x14mm</p> <p>5785114 Medidor Cervical Lordótico, 5x11x14mm</p> <p>5786114 Triad Cervical Trial, 6x14x11mm Lordótico</p> <p>5787114 Triad Cervical Trial, 7x14x11mm Lordótico</p> <p>5788114 Triad Cervical Trial, 8x14x11mm Lordótico</p> <p>5789114 Triad Cervical Trial, 9x14x11mm Lordótico</p> <p>5980002 Triad® Base de Estuche de Aloinjerto</p> <p>5980003 Triad® Tapa de Estuche de Aloinjerto</p> <p>6008840 CoRoent® XL+, 8x18x40mm</p> <p>6008845 CoRoent® XL+, 8x18x45mm</p> <p>6008850 CoRoent® XL+, 8x18x50mm</p> <p>6008855 CoRoent® XL+, 8x18x55mm</p> <p>6008860 CoRoent® XL+, 8x18x60mm</p> <p>6010840 CoRoent® XL+, 10x18x40mm</p> <p>6010845 CoRoent® XL+, 10x18x45mm</p> <p>6010850 CoRoent® XL+, 10x18x50mm</p> <p>6010855 CoRoent® XL+,</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		10x18x55mm 6010860 CoRoent® XL+, 10x18x60mm 6200445P2 CoRoent® XL- H, 4x22x45mm 20° 6200450P2 CoRoent® XL- H, 4x22x50mm 20° 6200455P2 CoRoent® XL- H, 4x22x55mm 20° 6200645P2 CoRoent® XL- H, 6x22x45mm 20° 6200650P2 CoRoent® XL- H, 6x22x50mm 20° 6200655P2 CoRoent® XL- H, 6x22x55mm 20° 6200845P2 CoRoent® XL- H, 8x22x45mm 20° 6200850P2 CoRoent® XL- H, 8x22x50mm 20° 6200855P2 CoRoent® XL- H, 8x22x55mm 20° 6201045P2 CoRoent® XL- H, 10x22x45mm 20° 6201050P2 CoRoent® XL- H, 10x22x50mm 20° 6201055P2 CoRoent® XL- H, 10x22x55mm 20° 6300445P2 CoRoent® XL- H, 4x22x45mm 30° 6300450P2 CoRoent® XL- H, 4x22x50mm 30° 6300455P2 CoRoent® XL- H, 4x22x55mm 30° 6300645P2 CoRoent® XL- H, 6x22x45mm 30° 6300650P2 CoRoent® XL- H, 6x22x50mm 30° 6300655P2 CoRoent® XL- H, 6x22x55mm 30° 6300845P2 CoRoent® XL- H, 8x22x45mm 30° 6300850P2 CoRoent® XL- H, 8x22x50mm 30° 6300855P2 CoRoent® XL- H, 8x22x55mm 30° 6301045P2 CoRoent® XL- H, 10x22x45mm 30° 6301050P2 CoRoent® XL-
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

	<p>H, 10x22x50mm 30° 6301055P2 CoRoent® XL- H, 10x22x55mm 30° 6308240 CoRoent® XL-W+, 8x22x40mm 10° 6308245 CoRoent® XL-W+, 8x22x45mm 10° 6308250 CoRoent® XL-W+, 8x22x50mm 10° 6308255 CoRoent® XL-W+, 8x22x55mm 10° 6308260 CoRoent® XL-W+, 8x22x60mm 10° 6308840 CoRoent® XL+, 8x18x40mm 10° 6308845 CoRoent® XL+, 8x18x45mm 10° 6308850 CoRoent® XL+, 8x18x50mm 10° 6308855 CoRoent® XL+, 8x18x55mm 10° 6308860 CoRoent® XL+, 8x18x60mm 10° 6310101 CoRoent XL+ Bandeja Doméstica 1 (Parte superior) 6310102 CoRoent XL+ Bandeja Doméstica 1 (Parte inferior) 6310111 CoRoent XL+ Base de Bandeja de Implante Doméstica 6310121 CoRoent XL+ Esterilla de Tornillos Doméstica 6310240 CoRoent® XL-W+, 10x22x40mm 10° 6310245 CoRoent® XL-W+, 10x22x45mm 10° 6310250 CoRoent® XL-W+, 10x22x50mm 10° 6310255 CoRoent® XL-W+, 10x22x55mm 10° 6310260 CoRoent® XL-W+, 10x22x60mm 10° 6310840 CoRoent® XL+, 10x18x40mm 10° 6310845 CoRoent® XL+,</p>
--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		10x18x45mm 10° 6310850 CoRoent® XL+, 10x18x50mm 10° 6310855 CoRoent® XL+, 10x18x55mm 10° 6310860 CoRoent® XL+, 10x18x60mm 10° 6508240 CoRoent® XL-W+, 8x22x40mm 6508245 CoRoent® XL-W+, 8x22x45mm 6508250 CoRoent® XL-W+, 8x22x50mm 6508255 CoRoent® XL-W+, 8x22x66mm 6508260 CoRoent® XL-W+, 8x22x60mm 6510240 CoRoent® XL-W+, 10x22x40mm 6510245 CoRoent® XL-W+, 10x22x45mm 6510250 CoRoent® XL-W+, 10x22x50mm 6510255 CoRoent® XL-W+, 10x22x55mm 6510260 CoRoent® XL-W+, 10x22x60mm 6590210 XLIF Corpectomía Cobb, 18mm VBR 6590211 XLIF Corpectomía Cobb, 22mm VBR 6590223 XLIF Corpectomía Leksell, Grande 6590224 XLIF Corpectomía Leksell, Mediana 6590225 XLIF Corpectomía Leksell, Pequeña 6590231 XLIF Corpectomía Osteome, 15mm 6590233 XLIF Corpectomía Osteome, 25mm 6590234 XLIF Corpectomía Mango Kerrison 6590235 XLIF Corpectomía Pieza Kerrison, 3mm 6590236 XLIF Corpectomía Pieza Kerrison, 5mm 6600060 CoRoent LC Tamp,
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>con Punta</p> <p>6601007 CoRoent LC Trial, 7x9mm</p> <p>6601009 CoRoent LC Trial, 9x9mm</p> <p>6601011 CoRoent LC Trial, 11x9mm</p> <p>6601013 CoRoent LC Trial, 13x9mm</p> <p>6601108 CoRoent LC Trial, 8x9mm</p> <p>6601110 CoRoent LC Trial, 10x9mm</p> <p>6601112 CoRoent LC Trial, 12x9mm</p> <p>6601114 CoRoent LC Trial, 14x9mm</p> <p>6602007 CoRoent LC Trial, 7x11mm</p> <p>6602009 CoRoent LC Trial, 9x11mm</p> <p>6602011 CoRoent LC Trial, 11x11mm</p> <p>6602013 CoRoent LC Trial, 13x11mm</p> <p>6602108 CoRoent LC Trial, 8x11mm</p> <p>6602110 CoRoent LC Trial, 10x11mm</p> <p>6602112 CoRoent LC Trial, 12x11mm</p> <p>6602114 CoRoent LC Trial, 14x11mm</p> <p>6700102 PLIF Mango, Medidor Desmontable</p> <p>6700808 CoRoent LT Medidor, 8mm 8° Desmontable</p> <p>6700810 CoRoent LT Medidor, 10mm 8° Desmontable</p> <p>6700812 CoRoent LT Medidor, 12mm 8° Desmontable</p> <p>6700814 CoRoent LT Medidor, 14mm 8° Desmontable</p> <p>6701508 CoRoent LT</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p> Medidor, 8mm 15° Desmontable 6701510 CoRoent LT Medidor, 10mm 15° Desmontable 6701512 CoRoent LT Medidor, 12mm 15° Desmontable 6713208 CoRoent LI Escariador, 8mm 6713210 CoRoent LI Escariador, 10mm Codificado por Color 6713212 CoRoent LI Escariador, 12mm Codificado por Color 6713214 CoRoent LI Escariador, 14mm Codificado por Color 6721300 CoRoent® ACR Pequeño Bloque de Carga 6721310 CoRoent® ACR Pequeño Empaquetador de Injerto 6721500 CoRoent® ACR Pequeño Escofina, 15x12 6721610 CoRoent® ACR Pequeño Manga, sin profundidad 6721611 CoRoent® ACR Pequeño Manga, 11mm Profundidad 6721616 CoRoent® ACR Pequeño Manga, 16mm Profundidad 6721710 CoRoent® ACR Pequeño Tamp 6723226 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 6x19x16mm 10° 6723227 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 7x19x16mm 10° 6723228 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 8x19x16mm 10° 6723229 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 9x19x16mm </p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		10° 6723230 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 10x19x16mm 10° 6723231 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 11x19x16mm 10° 6723232 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 12x19x16mm 10° 6723327 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 7x19x16mm 15° 6723328 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 8x19x16mm 15° 6723329 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 9x19x16mm 15° 6723330 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 10x19x16mm 15° 6723331 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 11x19x16mm 15° 6723332 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 12x19x16mm 15° 6723429 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 9x19x16mm 20° 6723430 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 10x19x16mm 20° 6723431 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 11x19x16mm 20° 6723432 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 12x19x16mm 20° 6724225 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 5x15x12mm 10° 6724226 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 6x15x12mm 10° 6724227 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 7x15x12mm
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		10° 6724228 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 8x15x12mm
		10° 6724229 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 9x15x12mm
		10° 6724230 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 10x15x12mm
		10° 6724231 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 11x15x12mm
		10° 6724232 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 12x15x12mm
		10° 6724326 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 6x15x12mm
		15° 6724327 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 7x15x12mm
		15° 6724328 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 8x15x12mm
		15° 6724329 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 9x15x12mm
		15° 6724330 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 10x15x12mm
		15° 6724331 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 11x15x12mm
		15° 6724332 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 12x15x12mm
		15° 6724427 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 7x15x12mm
		20° 6724428 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 8x15x12mm
		20° 6724429 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 9x15x12mm
		20° 6724430 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 10x15x12mm

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		20° 6724431 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 11x15x12mm 20° 6724432 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 12x15x12mm 20° 6726226 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 6x17x14mm 10° 6726227 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 7x17x14mm 10° 6726228 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 8x17x14mm 10° 6726229 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 9x17x14mm 10° 6726230 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 10x17x14mm 10° 6726231 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 11x17x14mm 10° 6726232 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 12x17x14mm 10° 6726327 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 7x17x14mm 15° 6726328 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 8x17x14mm 15° 6726329 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 9x17x14mm 15° 6726330 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 10x17x14mm 15° 6726331 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 11x17x14mm 15° 6726332 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 12x17x14mm 15° 6726428 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 8x17x14mm
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>20° 6726429 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 9x17x14mm 20° 6726430 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 10x17x14mm 20° 6726431 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 11x17x14mm 20° 6726432 CoRoent® ACR Pequeño Trial, 12x17x14mm 20° 6728100 CoRoent® ACR Pequeño Base, Estuche Imp. 6728120 CoRoent® ACR Pequeño Base, Estuche Ins. 6728130 CoRoent® ACR Pequeño Base, Estuche 19x16 6728210 CoRoent® ACR Pequeño Parte Superior, Estuche Imp. 6728220 CoRoent® ACR Pequeño Parte Inferior, Estuche Imp. 6728230 CoRoent® ACR Pequeño Parte Superior, Estuche Ins. 6728240 CoRoent® ACR Pequeño Parte Inferior, Estuche Ins. 6728310 CoRoent® ACR Pequeño Estuche, Implantes 15x12 6728320 CoRoent® ACR Pequeño Estuche, Implantes 17x14 6728330 CoRoent® ACR Pequeño Estuches Extras 6728340 CoRoent® ACR Pequeño Estuche, Trials 6728350 CoRoent® ACR Pequeño Estuche, 19x16 Trials 6728360 CoRoent® ACR Pequeño Estuche, 19x16 Implantes</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6728520 CoRoent® ACR Pequeño Esterilla con boquillas</p> <p>6730101 CoRoent LT Insertor, 9x20mm Micro</p> <p>6730102 PLIF Llave, Microscopio Desmontable</p> <p>6733206 CoRoent® ACR Pequeño, 6x19x16mm 10° Ta Mark</p> <p>6733207 CoRoent® ACR Pequeño, 7x19x16mm 10° Ta Mark</p> <p>6733208 CoRoent® ACR Pequeño, 8x19x16mm 10° Ta Mark</p> <p>6733209 CoRoent® ACR Pequeño, 9x19x16mm 10° Ta Mark</p> <p>6733210 CoRoent® ACR Pequeño, 10x19x16mm 10° Ta Mark</p> <p>6733211 CoRoent® ACR Pequeño, 11x19x16mm 10° Ta Mark</p> <p>6733212 CoRoent® ACR Pequeño, 12x19x16mm 10° Ta Mark</p> <p>6733307 CoRoent® ACR Pequeño, 7x19x16mm 15° Ta Mark</p> <p>6733308 CoRoent® ACR Pequeño, 8x19x16mm 15° Ta Mark</p> <p>6733309 CoRoent® ACR Pequeño, 9x19x16mm 15° Ta Mark</p> <p>6733310 CoRoent® ACR Pequeño, 10x19x16mm 15° Ta Mark</p> <p>6733311 CoRoent® ACR Pequeño, 11x19x16mm 15° Ta Mark</p> <p>6733312 CoRoent® ACR Pequeño, 12x19x16mm 15° Ta Mark</p> <p>6733409 CoRoent® ACR Pequeño, 9x19x16mm 20°</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		Ta Mark 6733410 CoRoent® ACR Pequeño, 10x19x16mm 20° Ta Mark 6733411 CoRoent® ACR Pequeño, 11x19x16mm 20° Ta Mark 6733412 CoRoent® ACR Pequeño, 12x19x16mm 20° Ta Mark 6734205 CoRoent® ACR Pequeño, 5x15x12mm 10° Ta Mark 6734206 CoRoent® ACR Pequeño, 6x15x12mm 10° Ta Mark 6734207 CoRoent® ACR Pequeño, 7x15x12mm 10° Ta Mark 6734208 CoRoent® ACR Pequeño, 8x15x12mm 10° Ta Mark 6734209 CoRoent® ACR Pequeño, 9x15x12mm 10° Ta Mark 6734210 CoRoent® ACR Pequeño, 10x15x12mm 10° Ta Mark 6734211 CoRoent® ACR Pequeño, 11x15x12mm 10° Ta Mark 6734212 CoRoent® ACR Pequeño, 12x15x12mm 10° Ta Mark 6734306 CoRoent® ACR Pequeño, 6x15x12mm 15° Ta Mark 6734307 CoRoent® ACR Pequeño, 7x15x12mm 15° Ta Mark 6734308 CoRoent® ACR Pequeño, 8x15x12mm 15° Ta Mark 6734309 CoRoent® ACR Pequeño, 9x15x12mm 15° Ta Mark 6734310 CoRoent® ACR Pequeño, 10x15x12mm 15°
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		Ta Mark 6734311 CoRoent® ACR Pequeño, 11x15x12mm 15° Ta Mark 6734312 CoRoent® ACR Pequeño, 12x15x12mm 15° Ta Mark 6734407 CoRoent® ACR Pequeño, 7x15x12mm 20° Ta Mark 6734408 CoRoent® ACR Pequeño, 8x15x12mm 20° Ta Mark 6734409 CoRoent® ACR Pequeño, 9x15x12mm 20° Ta Mark 6734410 CoRoent® ACR Pequeño, 10x15x12mm 20° Ta Mark 6734411 CoRoent® ACR Pequeño, 11x15x12mm 20° Ta Mark 6734412 CoRoent® ACR Pequeño, 12x15x12mm 20° Ta Mark 6736206 CoRoent® ACR Pequeño, 6x17x14mm 10° Ta Mark 6736207 CoRoent® ACR Pequeño, 7x17x14mm 10° Ta Mark 6736208 CoRoent® ACR Pequeño, 8x17x14mm 10° Ta Mark 6736209 CoRoent® ACR Pequeño, 9x17x14mm 10° Ta Mark 6736210 CoRoent® ACR Pequeño, 10x17x14mm 10° Ta Mark 6736211 CoRoent® ACR Pequeño, 11x17x14mm 10° Ta Mark 6736212 CoRoent® ACR Pequeño, 12x17x14mm 10° Ta Mark 6736307 CoRoent® ACR Pequeño, 7x17x14mm 15°
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Ta Mark 6736308 CoRoent® ACR Pequeño, 8x17x14mm 15° Ta Mark 6736309 CoRoent® ACR Pequeño, 9x17x14mm 15° Ta Mark 6736310 CoRoent® ACR Pequeño, 10x17x14mm 15° Ta Mark 6736311 CoRoent® ACR Pequeño, 11x17x14mm 15° Ta Mark 6736312 CoRoent® ACR Pequeño, 12x17x14mm 15° Ta Mark 6736408 CoRoent® ACR Pequeño, 8x17x14mm 20° Ta Mark 6736409 CoRoent® ACR Pequeño, 9x17x14mm 20° Ta Mark 6736410 CoRoent® ACR Pequeño, 10x17x14mm 20° Ta Mark 6736411 CoRoent® ACR Pequeño, 11x17x14mm 20° Ta Mark 6736412 CoRoent® ACR Pequeño, 12x17x14mm 20° Ta Mark 6790152 CoRoent SI Tap Bit, 3,5x12mm 6790207 CoRoent® SI Base, Estuche Contorneado 6790250 CoRoent® SI Tapa, Estuche Contorneado 6791113 CoRoent SI Punzón, Angular 6800020 CoRoent® Pequeño - Bandeja de Esterilización Lordótica 6850117 CoRoent LO Insertor, 10mm 6851036 CoRoent® Pequeño Base Contorneada, Bandeja 6851038 CoRoent®</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		Pequeño Estuche Contorneado, Implante 6851039 CoRoent® Pequeño Tapa Contorneada, Estuche Imp. 6900091 ALGI Estuche de Esterilización de Instrumentos, Nivel 1 6900092 ALGI Estuche de Esterilización de Instrumentos, Nivel 2 6900093 ALGI Base de Instrumentos, Estuche de Esterilización 6900094 ALGI Esterilla con Boquillas de Silicona de Instrumentos 6900097 Nivel 1 Estuche de Esterilización, AGI 2 instrumento 6900098 Nivel 2 Estuche de Esterilización, AGI 2 instrumento 6900099 Base de Estuche de Esterilización, AGI 2 instrumento 6900123 ALGI Cincel, 7mm Recto 6900124 ALGI Cincel, 12mm Recto 6900133 ALGI Pinza Gubia, 3mm Kerrison 6900135 ALGI Pinza Gubia, 5mm Kerrison 6900151 ALGI Cutter de Disco, 8mm 6900152 ALGI Cutter de Disco, 10mm 6900153 ALGI Cutter de Disco, 12mm 6900155 XLR Cuerpo Distractor 6900160 XLR Insertor, Implante 6900170 XLR Tamp, Implante Recto 6900171 XLR Tamp, Implante Oblicuo
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

	<p>6900220 ALGI Cobb Elevador, Recto Grande</p> <p>6900221 ALGI Cobb Elevador, Hacia abajo Grande</p> <p>6900222 ALGI Cobb Elevador, Recto Pequeño</p> <p>6900223 ALGI Cobb Elevador, Hacia abajo Pequeño</p> <p>6900240 XLR Escofina</p> <p>6900266 XLR Distractor de Paleta</p> <p>6900267 XLR Distractor, Parte Superior con Espiga</p> <p>6900268 XLR Distractor, Parte Inferior con Espiga</p> <p>6900300 ALGI Cureta, Recta Grande</p> <p>6900301 ALGI Cureta, Recta Pequeña</p> <p>6900305 ALGI Cureta, Angular Arriba Mediana</p> <p>6900306 ALGI Cureta, Angular Arriba Grande</p> <p>6900307 ALGI Cureta, Hacia Abajo Pequeña</p> <p>6900308 ALGI Cureta, Hacia Abajo Mediana</p> <p>6900309 ALGI Cureta, Hacia Abajo Grande</p> <p>6900310 ALGI Cureta, Recta Mediana</p> <p>6900314 ALGI Cureta, Angular Arriba Pequeña</p> <p>6900320 ALGI Rascador Plataforma Inferior, Empuje/Tire Grande Arriba</p> <p>6900321 ALGI Rascador Plataforma Inferior, Grande hacia abajo</p> <p>6900340 ALGI Escofina, Dentada</p> <p>6900430 ALGI Pinza Gubia, Pituitaria Mediana</p> <p>6900431 ALGI Pinza Gubia, Pituitaria Grande</p> <p>6900601 COR XL Bandeja</p>
--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Ancha - Base 6900602 COR XL Bandeja Ancha - Tapa 6900603 COR XL Bandeja Ancha - Inserto Estándar 6900604 COR XL Bandeja Ancha - Inserto Lordótico 6901044 XLR Trial, 10x34x24 8° Desmontable 6901088 XLR Trial, 10x38x28 8° Desmontable 6901244 XLR Trial, 12x34x24 8° Desmontable 6901288 XLR Trial, 12x38x28 8° Desmontable 6901444 XLR Trial, 14x34x24 8° Desmontable 6901488 XLR Trial, 14x38x28 8° Desmontable 6901644 XLR Trial, 16x34x24 8° Desmontable 6901688 XLR Trial, 16x38x28 8° Desmontable 6901844 XLR Trial, 18x34x24 8° Desmontable 6901888 XLR Trial, 18x38x28 8° Desmontable 6902044 XLR Trial, 20x34x24 8° Desmontable 6902088 XLR Trial, 20x38x28 8° Desmontable 6902189 Brigade® Base Hiperlordótica, Bandeja Ins. 6902192 Brigade® HL Esterilla con Boquillas, Bandeja Ins. Inferior 6902194 Brigade® HL Etiqueta, Bandeja Ins. Pequeña 6902195 Brigade® HL Etiqueta, Bandeja Ins. Grande 6902589 Brigade HL Trial, 4x34x24mm 20° 6902591 Brigade HL Trial, 6x34x24mm 20° 6902593 Brigade HL Trial, 8x34x24mm 20°</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		6902595 Brigade HL Trial, 10x34x24mm 20° 6902622 Brigade HL Trial, 4x38x24mm 20° 6902624 Brigade HL Trial, 6x38x24mm 20° 6902626 Brigade HL Trial, 8x38x24mm 20° 6902628 Brigade HL Trial, 10x38x24mm 20° 6902765 Brigade HL Trial, 4x34x24mm 30° 6902767 Brigade HL Trial, 6x34x24mm 30° 6902769 Brigade HL Trial, 8x34x24mm 30° 6902771 Brigade HL Trial, 10x34x24mm 30° 6902798 Brigade HL Trial, 4x38x28mm 30° 6902800 Brigade HL Trial, 6x38x28mm 30° 6902802 Brigade HL Trial, 8x38x28mm 30° 6902804 Brigade HL Trial, 10x38x28mm 30° 6904401 Broca Universal 6x18mm Angular 6904402 Broca Universal 6x18mm Angular 6904403 Broca Universal 10x18mm Angular 6904414 Pinza Gubia Universal, Derecha Angular Mediana 6904415 Pinza Gubia Universal, Izquierda Angular Mediana 6904416 Pinza Gubia Universal, Derecha Angular Grande 6904417 Pinza Gubia Universal, Izquierda Angular Grande 6904420 Cobb Universal, Angular Arriba Pequeño 6904421 Cobb Universal, Angular Abajo Pequeño
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6904424 Cobb Universal, Hacia Arriba Grande</p> <p>6904425 Cobb Universal, Hacia Abajo Grande</p> <p>6904432 Cureta Universal, Angular Arriba Mediana</p> <p>6904433 Cureta Universal, Angular Abajo Mediana</p> <p>6904460 Rascador Universal, Plataforma Inferior Angular</p> <p>6904470 Escofina Universal, Angular</p> <p>6904480 Tamp Universal, XLIF Angular</p> <p>6904485 Insertor Universal, XLIF Angular</p> <p>6904492 XLIF Instrumental Angular - Base</p> <p>6904493 XLIF Instrumental Angular - Bandeja Superior</p> <p>6904494 XLIF Instrumental Angular - Bandeja Media</p> <p>6904500 XLIF Punta, Angular XL-W Derecha</p> <p>6904501 XLIF Punta, Angular XL-W Izquierda</p> <p>6904502 XLIF Punta, Angular XL-XW Derecha</p> <p>6904503 XLIF Punta, Angular XL-XW Izquierda</p> <p>6910101 CoRoent XL Insertor, Largo</p> <p>6910202 CoRoent XL-W Insertor, Largo</p> <p>6911288 XLR Trial, 12x38x28 15° Desmontable</p> <p>6911488 XLR Trial, 14x38x28 15° Desmontable</p> <p>6911688 XLR Trial, 16x38x28 15° Desmontable</p> <p>6911888 XLR Trial, 18x38x28 15° Desmontable</p> <p>6912088 XLR Trial, 20x38x28 15° Desmontable</p> <p>6914245 CoRoent® XL Ancho, 14x22x45mm</p> <p>6914255 CoRoent® XL</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Ancho, 14x22x55mm 6916245 CoRoent® XL Ancho, 16x22x45mm 6916255 CoRoent® XL Ancho, 16x22x55mm 6940001 XLIF Cobb, Dentado 6940002 XLIF® Martillo, Deslizante 6940003 XLIF Rack de Instrumento 6940004 XLIF Mango, Deslizante 6940005 MaXcess 4 Nivel de Retractor 6940006 XLIF Rasurador de Paleta, 6mm 6940007 XLIF® Parte Superior, Bandeja 1 6940008 XLIF® Parte Media, Bandeja 1 6940009 XLIF® Parte Inferior, Bandeja 1 6940010 XLIF® Parte Superior, Bandeja 2 6940011 XLIF® Parte Media, Bandeja 2 6940012 XLIF Cobb, 12mm Recto 6940013 XLIF® Parte Inferior, Bandeja 2 6940014 XLIF® Placard, Bandeja 1 Pequeña 6940015 XLIF® Placard, Bandeja 1 Grande 6940016 XLIF® Placard, Bandeja 2 Pequeña 6940017 XLIF® Placard, Bandeja 2 Grande 6940018 XLIF Cobb, 18mm Recto 6940020 XLIF Rascador, Plataforma Inferior 6940022 XLIF Cobb, 22mm Recto 6940030 XLIF® Estuche, Insertor de Punta Roscada 6940063 XLIF Deslizador,</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>con Bayoneta 6940064 XLIF Deslizador, XW con Bayoneta 6940118 XLIF Cobb, 18mm Hacia Abajo 6940120 XLIF Raspador, Plataforma Inferior Angular 6940124 XLIF Cincel, 12mm Recta 6940132 XLIF Kerrison, 2mm 6940135 XLIF Kerrison, 5mm 6940151 XLIF Cutter, 8mm Disco 6940218 XLIF Cobb, 18mm Angular hacia abajo 6940305 XLIF Cureta, Hacia Arriba Mediano 6940318 XLIF Cobb, 18mm Angular hacia arriba 6940340 XLIF Escofina 6940416 XLIF Medidor de Paleta, 4x16mm 6940429 XLIF Pituitaria, Pequeño 6940430 XLIF Pituitaria, Mediano 6940431 XLIF Pituitaria, Grande 6940618 XLIF Medidor de Paleta, 6x18mm 6940622 XLIF Medidor de Paleta, 6x22mm 6941340 XLIF Escofina, Angular 6941618 XLIF Medidor de Paleta, 6x18mm Angular 6942414 XLIF Cutter Ánulo, 4x14mm 6942416 XLIF Cutter Ánulo, 4x16mm 6942418 XLIF Cutter Ánulo, 6x18mm Angular 6944414 XLIF Pituitaria, Angular Derecha Mediana 6944415 XLIF Pituitaria, Angular Izquierda Mediana</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6972038 Brigade Implante, 20x38x32mm 12°</p> <p>6981460 CoRoent® XL, 14x18x60mm 10°</p> <p>6981660 CoRoent® XL, 16x18x60mm 10°</p> <p>7000003 XLR Sistema de Entrega, EnVoy ALIF</p> <p>7000004 CoRoent XL Llave, Desmontable</p> <p>7000005 XLR Plantilla, 34x24mm Anterior</p> <p>7000006 XLR Plantilla, 34x24mm Anterior Lateral</p> <p>7000007 XLR Plantilla, 38x28mm Anterior</p> <p>7000008 XLR Plantilla, 38x28mm Anterior Lateral</p> <p>7000011 ALIF EnVoy Inserto Superior de Inserto de Bandeja de Instrumento</p> <p>7000012 ALIF EnVoy Inserto Medio de Inserto de Bandeja de Instrumento</p> <p>7000013 ALIF EnVoy Base de Bandeja de Instrumento</p> <p>7000016 Triad Estuche, Instrumental ALIF</p> <p>7001008 XLR Medidor, 10mm 8° Desmontable</p> <p>7001208 XLR Medidor, 12mm 8° Desmontable</p> <p>7001215 XLR Medidor, 12mm 15° Desmontable</p> <p>7001408 XLR Medidor, 14mm 8° Desmontable</p> <p>7001415 XLR Medidor, 14mm 15° Desmontable</p> <p>7001608 XLR Medidor, 16mm 8° Desmontable</p> <p>7001615 XLR Medidor, 16mm 15° Desmontable</p> <p>7001808 XLR Medidor, 18mm 8° Desmontable</p> <p>7001815 XLR Medidor, 18mm 15° Desmontable</p> <p>7002008 XLR Medidor, 20mm 8° Desmontable</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>7002015 XLR Medidor, 20mm 15° Desmontable</p> <p>7100001 CoRoent XLT Insertor, Largo</p> <p>7100002 CoRoent XLT Insertor, Trial Largo</p> <p>7100004 TLIF Estuche de Esterilización (Bandeja Superior)</p> <p>7100005 TLIF Estuche de Esterilización (Bandeja Media)</p> <p>7100006 TLIF Estuche de Esterilización (Base)</p> <p>7100040 PGI Esparcidor de Lámina</p> <p>7100043 PGI Cincel, 7mm</p> <p>7100044 PGI Cincel, 12mm</p> <p>7100045 PGI Cincel, 7mm Angular</p> <p>7100081 PGI Rascador, Plataforma Inferior Pequeño Empuje</p> <p>7100082 PGI Rascador, Plataforma Inferior Pequeño Tire</p> <p>7100101 PGI Instrumental Nivel 1, Estuche de Esterilización</p> <p>7100102 PGI Instrumental Nivel 2, Estuche de Esterilización</p> <p>7100103 PGI Instrumental Nivel 3, Estuche de Esterilización</p> <p>7100104 PGI Base de Instrumentos, Estuche de Esterilización</p> <p>7100105 PGI Base, Estuche de Esterilización</p> <p>7100107 PGI Etiqueta, Bandeja de Instrumento Grande</p> <p>7100109 PGI Etiqueta, Bandeja de Instrumento Pequeña</p> <p>7100111 PGI Nivel 1, Estuche de Esterilización</p>
--	--	--

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>7100112 PGI Nivel 2, Estuche de Esterilización</p> <p>7100113 PGI Nivel 3, Estuche de Esterilización</p> <p>7100146 PGI Cureta, Angular Recta</p> <p>7100147 PGI Cureta, Angular Izquierda</p> <p>7100148 PGI Cureta, Angular Derecha</p> <p>7100149 PGI Cureta, Angular Abajo</p> <p>7100150 PGI Cureta, Angular Arriba</p> <p>7100156 PGI Escofina, Recta</p> <p>7100157 PGI Escofina, Angular</p> <p>7101041 PGI Pinza Gubia, Pituitaria Recta</p> <p>7101042 PGI Pinza Gubia, Pituitaria Mordida hacia arriba</p> <p>7110004 X-CORE 2 Mango de Silicona</p> <p>7130007 PGI Medidor de Paleta, 7mm Micro</p> <p>7130009 PGI Medidor de Paleta, 9mm Micro</p> <p>7130011 PGI Medidor de Paleta, 11mm Micro</p> <p>7130013 PGI Medidor de Paleta, 13mm Micro</p> <p>7130070 Insertor Universal, 9x25mm Recto Micro</p> <p>7130072 Insertor Universal, 11x25mm Recto Micro</p> <p>7130081 PGI Rascador, Plataforma Inferior Micro Pequeño Empuje</p> <p>7130082 PGI Rascador, Plataforma Inferior Micro Pequeño Tire</p> <p>7130120 PGI Cutter de Disco, 8mm Micro</p> <p>7130121 PGI Cutter de Disco, 10mm Micro</p> <p>7130122 PGI Cutter de Disco, 12mm Micro</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>7130146 PGI Cureta, Micro Recta</p> <p>7130147 PGI Cureta, Izquierda Angular Micro</p> <p>7130148 PGI Cureta, Derecha Angular Micro</p> <p>7130149 PGI Cureta, Abajo Angular Micro</p> <p>7130150 PGI Cureta, Arriba Angular Micro</p> <p>7130156 PGI Escofina, Recta Micro</p> <p>7130157 PGI Escofina, Angular Micro</p> <p>7131008 PGI Medidor de Paleta, 8mm Micro</p> <p>7131010 PGI Medidor de Paleta, 10mm Micro</p> <p>7131012 PGI Medidor de Paleta, 12mm Micro</p> <p>7131014 PGI Medidor de Paleta, 14mm Micro</p> <p>7131041 PGI Pinza Gubia, Pituitaria Recta Micro</p> <p>7131042 PGI Pinza Gubia, Mordida hacia arriba Micro</p> <p>7134007 PGI Rasurador de Paleta, 7mm Micro</p> <p>7134009 PGI Rasurador de Paleta, 9mm Micro</p> <p>7134011 PGI Rasurador de Paleta, 11mm Micro</p> <p>7134013 PGI Rasurador de Paleta, 13mm Micro</p> <p>7135008 PGI Rasurador de Paleta, 8mm Micro</p> <p>7135010 PGI Rasurador de Paleta, 10mm Micro</p> <p>7135012 PGI Rasurador de Paleta, 12mm Micro</p> <p>7135014 PGI Rasurador de Paleta, 14mm Micro</p> <p>7143555 CoRoent® LI TLIF Kit Bandeja, Parte Superior</p> <p>7143556 CoRoent® LI TLIF Kit Bandeja, Parte Inferior</p> <p>7143557 CoRoent® LI TLIF Kit Bandeja, Base</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		7143560 CoRoent LI TLIF Estuche 1
		7143561 CoRoent LI TLIF Estuche 2
		7143562 CoRoent LI TLIF Estuche 3
		7143563 CoRoent LI TLIF Estuche 4
		7150850 CoRoent XLW 15°, 8x22x50mm
		7150855 CoRoent XLW 15°, 8x22x55mm
		7150860 CoRoent XLW 15°, 8x22x60mm
		7151050 CoRoent XLW 15°, 10x22x50mm
		7151055 CoRoent XLW 15°, 10x22x55mm
		7151060 CoRoent XLW 15°, 10x22x60mm
		7151250 CoRoent XLW 15°, 12x22x50mm
		7151255 CoRoent XLW 15°, 12x22x55mm
		7151260 CoRoent XLW 15°, 12x22x60mm
		7151450 CoRoent XLW 15°, 14x22x50mm
		7151455 CoRoent XLW 15°, 14x22x55mm
		7151460 CoRoent XLW 15°, 14x22x60mm
		7151600 CoRoent® XLW 15° Base, Bandeja de Esterilización
		7151601 CoRoent® XLW 15° Bandeja de Esterilización
		7174007 PGI Rasurador de Paleta, 7mm
		7174009 PGI Rasurador de Paleta, 9mm
		7174011 PGI Rasurador de Paleta, 11mm
		7174013 PGI Rasurador de Paleta, 13mm
		7175008 PGI Rasurador de Paleta, 8mm
		7175010 PGI Rasurador de

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		Paleta, 10mm 7175012 PGI Rasurador de Paleta, 12mm 7175014 PGI Rasurador de Paleta, 14mm 7180007 Medidor de Paleta 7mm 7180009 Medidor de Paleta 9mm 7180011 Medidor de Paleta 11mm 7180013 Medidor de Paleta 13mm 7181008 Medidor de Paleta 8mm 7181010 Medidor de Paleta 10mm 7181012 Medidor de Paleta 12mm 7181014 Medidor de Paleta 14mm 7250860 CoRoent XLW 15° Trial, 8x22x60mm 7251060 CoRoent XLW 15° Trial, 10x22x60mm 7251260 CoRoent XLW 15° Trial, 12x22x60mm 7251460 CoRoent XLW 15° Trial, 14x22x60mm 7502073 Brigade Hiperlordótico, 6x34x24mm 20° 7502075 Brigade Hiperlordótico, 8x34x24mm 20° 7502077 Brigade Hiperlordótico, 10x34x24mm 20° 7502100 Brigade Hiperlordótico, 6x38x28mm 20° 7502102 Brigade Hiperlordótico, 8x38x28mm 20° 7502104 Brigade Hiperlordótico, 10x38x28mm 20° 7502217 Brigade
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Hiperlordótico, 6x34x24mm 30° 7502219 Brigade</p> <p>Hiperlordótico, 8x34x24mm 30° 7502221 Brigade</p> <p>Hiperlordótico, 10x34x24mm 30° 7502244 Brigade</p> <p>Hiperlordótico, 6x38x28mm 30° 7502246 Brigade</p> <p>Hiperlordótico, 8x38x28mm 30° 7502248 Brigade</p> <p>Hiperlordótico, 10x38x28mm 30° 7981213 Brigade</p> <p>Hiperlordótico Insetor, Trial 8801334 Generic Nuvasive Tapa de Bandeja C003706 CoRoent XL-W Deslizante D1658075 Insetor TLIF Oblicuo, 10x25mm Rotación QC D1658076 Insetor TLIF Oblicuo, 10x30mm Rotación QC D1658087 Insetor TLIF Oblicuo, 10x25mm Impacto QC D1658095 Insetor TLIF Oblicuo, 14x25mm Impacto QC D5195075 CoRoent Ant TLIF Dism. Insetor, Compensación D5195105 CoRoent Ant TLIF Dism. Insetor, Inline D5195205 CoRoent Ant TLIF Herramienta de Remoción D6590228 Brigade Herramienta de Remoción, Trial Desmontable D6590229 Brigade Punzón, 15mm Angular D6721000 CoRoent®</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Pequeña ACR Mango, Insertor D6904485 XLIF Insertor, XL Angular D7980003 Brigade Punzón, Recto Desmontable D7980015 Brigade Taladro, Recto Desmontable D7981001 Brigade Insertor, Pequeño Desmontable D7981002 Brigade Insertor, Grande Desmontable D7981214 Brigade Insertor, Acceso Medial Pequeño D7981214 Brigade Insertor, Acceso Medial Grande D7990001 Brigade Llave, Corta Angular D7990004 Brigade Llave, Angular sin retención D7990007 Brigade Llave, Angular con retención</p>
INDICACIONES DE USO	<p>CoRoent / CoRoent Interlock: El pequeño Sistema intersomático CoRoent es un sistema independiente de fusión intersomática cervical anterior indicado para el uso en pacientes esqueléticamente maduros con enfermedad degenerativa de disco (EDD) en un nivel del C2-T1. La EDD se define como el dolor de espalda de origen discogénico con degeneración del disco que se confirma con la historia clínica del paciente y estudios radiográficos. Los pacientes deben haberse sometido a un régimen de al menos seis (6) semanas de tratamiento no operatorio antes de</p>	<p>El Sistema toracolumbar CoRoent de NuVasive está indicado para la fusión de los cuerpos intervertebrales de la columna vertebral en pacientes con madurez a nivel esquelético. Los implantes están diseñados para su uso con injertos óseos autógenos para facilitar la fusión y con sistemas de fijación interna vertebral suplementarios que se encuentran autorizados por la Administración de Fármacos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) para utilizarse en la columna toracolumbar. Se pueden tratar con este dispositivo a los pacientes que hayan tenido previamente una cirugía de columna vertebral sin fusión en niveles involucrados. Los</p>

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

	<p>tratarse con el pequeño Sistema intersomático CoRoent. El pequeño sistema intersomático CoRoent se utiliza con autoinjerto.</p> <p>Brigade: Cuando se utiliza como dispositivo de fusión del cuerpo intervertebral: El sistema independiente BRIGADE es un sistema independiente indicado para procedimientos de fusión vertebral en pacientes con un sistema óseo maduro que padecen discopatías degenerativas (DD) en uno o más niveles contiguos de la columna lumbar (L2 a S1). La DD se define como dolor en la espalda de origen discogénico con degeneración del disco, confirmada por el historial y los estudios radiográficos. Los pacientes con DD también pueden tener espondilolistesis o retrolistesis de hasta Grado I en los niveles afectados. Estos pacientes pueden haber estado sometidos a un procedimiento quirúrgico vertebral anterior que no sea de fusión en los niveles afectados. El sistema independiente BRIGADE está diseñado para ser utilizado con autoinjertos. Los pacientes deben haberse sometido a un régimen de al menos seis</p>	<p>dispositivos deben utilizarse en pacientes que se hayan sometido a un tratamiento no quirúrgico durante al menos seis meses.</p> <p>COLUMNA LUMBAR: El Sistema toracolumbar CoRoent (plataformas L y XL) está previsto para ser utilizado en un nivel o en dos niveles contiguos de la columna lumbar, desde L1-L2 hasta L5-S1, para el tratamiento de la discopatía degenerativa (DD) con espondilolistesis de grado I como máximo. La DD se define como lumbalgia de etiología discogénica con degeneración del disco confirmada por la historia clínica y los estudios radiográficos. Además, el Sistema toracolumbar CoRoent (plataformas L y XL) se puede usar como un complemento a la fusión en pacientes diagnosticados con escoliosis degenerativa.</p> <p>COLUMNA TORÁCICA: Los implantes toracolumbares CoRoent (plataforma XL) están diseñados para usar en fusiones intercorporales torácicas en uno o dos niveles consecutivos de la columna torácica, de T1-T2 a T11-T12, o en la unión toracolumbar (T12-L1), después de la disectomía para el tratamiento de una degeneración sintomática de disco (DD), incluida la hernia de disco torácico (mielopatía o radiculopatía con o sin dolor axial).</p> <p>COLUMNA CERVICAL:</p>
--	--	---

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

	<p>(6) meses de tratamiento no quirúrgico antes de recibir tratamiento con el sistema independiente BRIGADE.</p> <p>Cuando se utiliza como dispositivo de sustitución parcial del cuerpo vertebral (VBR):</p> <p>El sistema independiente BRIGADE es un sistema independiente indicado para su uso en la espina toracolumbar (T1 a L5) para sustituir un cuerpo vertebral enfermo, seccionado o extirpado como tratamiento de tumores, para conseguir descomprimir la médula espinal y los tejidos neurales y para restablecer la altura de un cuerpo vertebral aplastado.</p> <p>El sistema independiente BRIGADE también está indicado en el tratamiento de fracturas de la columna torácica y lumbar. El sistema independiente BRIGADE está diseñado para ser utilizado con autoinjertos o aloinjertos</p>	<p>La línea completa de CoRoent Small Cervical intervetebral de NuVasive® está mecanizado con precisión, de PEEK-OPTIMA, ® que equilibra la integridad estructural con propiedades de elasticidad muy parecidas a las del hueso cortical. La radiolucencia, junto con los marcadores de visualización de titanio, proporciona una combinación ideal para la alineación adecuada y la evaluación de la fusión.</p> <p>Todas las características del implante CoRoent están diseñadas teniendo en cuenta la seguridad del paciente y los mejores resultados.</p> <p>El sistema CoRoent® Small fue diseñado para dar al cirujano opciones intraoperatorias que se adapten a cualquier anatomía del paciente o situación quirúrgica. El CoRoent Small System incluye los implantes CoRoent Small, Small Lordotic y Small Lordotic Plus, así como ensayos de emparejamiento e instrumentación completa. Esta indicado en las siguientes patologías: hernia de disco, cifosis y compresión medular.</p>
INSTRUCCIONES DE USO	Autorizado según Disposición Anmat N° 9119/15	Documento GEDO N°

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

IF-2017-25063648-APN-DNPM#ANMAT

EXPEDIENTE Nº 1-47-3110-5050-16-7

IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-25003648-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 23 de Octubre de 2017

Referencia: 1-47-3110-5050-16-7

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 130 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.10.23 12:26:27 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.10.23 12:26:27 -03'00'