



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-006132-22-2

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-006132-22-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Micromed System S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca MICROMED SYSTEM; Blaster Medical; Cady Med; Blox Devices; Lotar Surgery; Random; Sloup Insumos Médicos; Force Medical; Metcon Surgery; MICROMED SYSTEM Insumos Médicos; Wire Fiber; Fiber Medical; Wire Medical; Knot Medical; Non Knot Medical; Knotless Medical; Knotless Fiber, Micromics Medical nombre descriptivo Anclajes de PEEK CR y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna. , de acuerdo con lo solicitado por Micromed System S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2023-34953772-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 1451-26 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1451-26

Nombre descriptivo: Anclajes de PEEK CR

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-027, Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MICROMED SYSTEM; Blaster Medical; Cady Med; Blox Devices; Lotar Surgery; Random; Sloup Insumos Médicos; Force Medical; Metcon Surgery; MICROMED SYSTEM

Insumos Médicos; Wire Fiber; Fiber Medical; Wire Medical; Knot Medical; Non Knot Medical; Knotless Medical; Knotless Fiber, Micromics Medical

Modelos:

AR-MIC PEEK CR KNOTLESS: Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,2 a 3,0 mm con incrementos de 0,1 mm y de 3,0 a 7,0 mm con incrementos de 0,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa (E), cortical (C) y doble (D). Con atornillador y enhebrador descartable. Cod.: KNOTCRXXE; KNOTCRXXC; KNOTCRXXD.

KNOTCR12E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,2 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR13E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR14E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR15E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR16E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR17E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR18E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR19E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR20E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR21E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR22E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR23E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR24E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR25E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR26E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR27E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR28E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR29E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR30E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR35E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador

enhebrador descartable.

KNOTCR28C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR29C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR30C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR35C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR40C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR45C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTC50C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR55C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR60C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR65C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR70C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 7,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR12D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,2 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR13D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR14D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR15D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR16D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR17D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR18D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR19D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR20D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR21D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR22D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR23D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y

enhebrador descartable.

KNOTCR24D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR25D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR26D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR27D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR28D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR29D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR30D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR35D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR40D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR45D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTC50D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR55D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR60D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR65D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR70D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 7,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

(Ref. diámetro=XX)

AR-MIC EXPRESS PEEK CR: Arpón, diámetro: 3,0 a 6,5 mm con incrementos de 0,5 mm. Tipo de rosca: Tipo de rosca: esponjosa (E), cortical (C) y doble (D). Con variables de fibra que incluyen: sin fibra, fibra simple, fibra doble, fibra plana. Con y sin agujas. Montado o sin montar. Cod.: ARPCEXXY, ARPCCXXY, ARPCDXXY

ARPCE30; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE35; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE40; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE45; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE50; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE55; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE60; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE65; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE30M; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Montado.

ARPCE35M; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Montado.

ARPCE65DM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCE30DAM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE35DAM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE40DAM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE45DAM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE50DAM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE55DAM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE60DAM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE65DAM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.

-

ARPCE30P; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE35P; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE40P; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE45P; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE50P; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE55P; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE60P; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE65P; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE30PM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE35PM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE40PM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE45PM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE50PM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE55PM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE60PM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE65PM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

--

ARPCC30; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPCC35; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPCC40; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPCC45; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPCC50; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPCC55; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPCC60; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPCC65; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: cortical.

-

ARPCC30S; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCC35S; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCC40S; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCC45S; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCC50S; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCC55S; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCC60S; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCC65S; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCC30SM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCC35SM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

ARPCC60P; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCC65P; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCC30PM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCC35PM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCC40PM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCC45PM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCC50PM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCC55PM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCC60PM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCC65PM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

--

ARPCD30; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD35; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD40; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD45; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD50; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD55; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD60; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD65; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble.

-

ARPCD30S; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD35S; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD40S; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD45S; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD50S; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD55S; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD60S; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD65S; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD30SM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD35SM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD40SM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD45SM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD50SM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD55SM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD60SM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD65SM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD30SAM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD35SAM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD40SAM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD45SAM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD50SAM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD55SAM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD60SAM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD65SAM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.

-

ARPCD30D; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.

ARPCD35D; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD40D; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD45D; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD50D; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD55D; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD60D; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD65D; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD30DM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD35DM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD40DM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD45DM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD50DM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD55DM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD60DM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD65DM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD30DAM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD35DAM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD40DAM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD45DAM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD50DAM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD55DAM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD60DAM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD65DAM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.

-
ARPCD30P; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD35P; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD40P; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD45P; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD50P; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD55P; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD60P; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD65P; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD30PM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD35PM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD40PM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD45PM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD50PM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD55PM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD60PM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD65PM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
(Ref. diámetro=XX, fibra=Y= simple S, doble D, plana P, agujas=-/A, montaje=-/M)

AR-MIC EXPRESS PEEK CR MINI: Mini Arpón, diámetro: 1,3 a 2,9 mm con incrementos de 0,1 mm. esponjosa (E), cortical (C) y doble (D). Con variables de fibra que incluyen: sin fibra, fibra simple, fibra doble, fibra plana. Con y sin agujas. Montado o sin montar. Cod.: MINARCEXXY, MINARCCXXY, MINARCDXXY.

MINARCC29DAM; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra doble. Con agujas. Montado.

-

MINARCC13P; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC14P; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC15P; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC16P; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC17P; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC18P; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC19P; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC20P; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC21P; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC22P; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC23P; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC24P; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC25P; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC26P; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC27P; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC28P; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

MINARCC29P; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

-

MINARCC13PM; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC14PM; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC15PM; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC16PM; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC17PM; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC18PM; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC19PM; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC20PM; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC21PM; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC22PM; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC23PM; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC24PM; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC25PM; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC26PM; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC27PM; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC28PM; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

MINARCC29PM; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

--

MINARCD13; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: doble.

MINARCD14; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: doble.

MINARCD15; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: doble.

MINARCD16; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: doble.

MINARCD17; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: doble.

MINARCD18; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: doble.

MINARCD19; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: doble.

MINARCD20; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: doble.

MINARCD15P; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD16P; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD17P; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD18P; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD19P; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD20P; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD21P; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD22P; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD23P; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD24P; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD25P; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD26P; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD27P; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD28P; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD29P; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

-
MINARCD13PM; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD14PM; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD15PM; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD16PM; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD17PM; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD18PM; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD19PM; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD20PM; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD21PM; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD22PM; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD23PM; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD24PM; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD25PM; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD26PM; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD27PM; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD28PM; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD29PM; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
(Ref. diámetro=XX, fibra=Y= simple S, doble D, plana P, agujas=-/A, montaje=-/M)

AR-MIC LOCK PEEK CR: Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 a 2,5 mm con incrementos de 0,1 mm y de 2,5 a 6,5 mm con incrementos de 0,5 mm. Con variables de fibra que incluyen: sin fibra, fibra simple, fibra doble, fibra plana y fibra triple. Con y sin agujas. Montado o sin montar. Cod.: LOCKCRXXY

LOCKCRXXY

LOCKCR13; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm.
LOCKCR14; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm.
LOCKCR15; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm.
LOCKCR16; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm.
LOCKCR17; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm.
LOCKCR18; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm.

LOCKCR19; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm.
LOCKCR20; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm.
LOCKCR21; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm.
LOCKCR22; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm.
LOCKCR23; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm.
LOCKCR24; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm.
LOCKCR25; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm.
LOCKCR30; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm.
LOCKCR35; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm.
LOCKCR40; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm.
LOCKCR45; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm.
LOCKCR50; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm.
LOCKCR55; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm.
LOCKCR60; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm.
LOCKCR65; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm.

-

LOCKCR13M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm. Montado.
LOCKCR14M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Montado.
LOCKCR15M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Montado.
LOCKCR16M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Montado.
LOCKCR17M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Montado.
LOCKCR18M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Montado.
LOCKCR19M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Montado.
LOCKCR20M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Montado.
LOCKCR21M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Montado.
LOCKCR22M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Montado.
LOCKCR23M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Montado.
LOCKCR24M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Montado.
LOCKCR25M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Montado.
LOCKCR30M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Montado.
LOCKCR35M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Montado.
LOCKCR40M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Montado.
LOCKCR45M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Montado.
LOCKCR50M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Montado.
LOCKCR55M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Montado.
LOCKCR60M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Montado.
LOCKCR65M; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Montado.

-

LOCKCR13S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR14S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR15S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR16S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR17S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR18S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR19S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR20S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.

LOCKCR21S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR22S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR23S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR24S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR25S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR30S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR35S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR40S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR45S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR50S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR55S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR60S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR65S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.

-

LOCKCR13SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR14SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR15SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR16SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR17SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR18SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR19SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR20SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR21SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR22SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR23SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR24SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR25SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR30SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR35SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR40SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR45SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR50SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR55SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR60SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

LOCKCR65SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

-

LOCKCR13SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR14SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR15SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR16SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR17SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR18SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR19SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR20SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR21SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR22SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR23SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR24SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR25SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR30SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR35SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR40SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR45SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra simple. Con agujas. Montado.

LOCKCR50SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra simple. Con agujas.

LOCKCR45DM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
LOCKCR50DM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
LOCKCR55DM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
LOCKCR60DM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
LOCKCR65DM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Fibra doble. Sin agujas. Montado.

-

LOCKCR13DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR14DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR15DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR16DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR17DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR18DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR19DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR20DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR21DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR22DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR23DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR24DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR25DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR30DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR35DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR40DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR45DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR50DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR55DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.
LOCKCR60DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

-

LOCKCR13PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR14PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR15PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR16PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR17PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR18PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR19PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR20PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR21PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR22PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR23PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR24PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR25PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR30PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR35PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR40PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR45PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR50PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR55PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR60PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR65PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

-

LOCKCR13T; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm. Fibra triple. Sin agujas. Sin montar.

LOCKCR14T; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Fibra triple. Sin agujas. Sin montar.

LOCKCR15TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR16TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR17TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR18TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR19TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR20TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR21TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR22TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR23TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR24TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR25TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR30TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR35TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR40TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR45TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR50TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR55TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR60TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

LOCKCR65TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Fibra triple. Con agujas. Montado.

(Ref. diámetro=XX, fibra=Y= simple S, doble D, plana P, triple T; agujas=-/A, montaje=-/M)

Accesorios: mango colocador.

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Atornillador de anclaje, Ø3mm AT3MM

Atornillador de anclaje, Ø5mm AT5MM

Avellanador para anclaje, Ø3mm AV3MM

Avellanador para anclaje, Ø5mm AV5MM
Bandeja porta instrumental BANPORTA
Bisturí bajo agua largo curvo BIS-BALC
Bisturí bajo agua largo recto BIS-BALR
Caja de aluminio con dos bandejas portainstrumental CAJAACER
Cánula Ø4-12mm CANULA412
Cola de chanco derecha Buxton 36513109
Cola de chanco izquierda Buxton 36512109
Cola de chanco recta Buxton 36511109
Cola de chanco, derecha COLDER11
Cola de chanco, izquierda COLIZQ11
Correnudos CORRE11
Correnudos AP CORRENAP
Enhebrador ENHEB11
Guía corredera anclaje rápido (impacto Ø3,3) -XL- 2GUIAI33
Guía corredera anclaje rápido (impacto Ø3,3) GUIAI33
Guía corredera anclaje rápido (roscado Ø5,5 largo 13) GUIAR5513
Guía corredera anclaje rápido (roscado Ø5,5 largo 17) GUIAR5517
Guía iniciadora múltiple de artroscopia para AR-MIC GUIAM11
Hook para arpón de PEEK o Pesca fibras HOOKAP
Impactor final IMPACTORA
Impactor para introducción final IMPACT11
Iniciador anclaje (impacto Ø3) - XL - 2INICIAI33
Iniciador anclaje (impacto Ø3) INICIAI33
Iniciador anclaje (roscado Ø5,5 largo 13) INICIAR13
Iniciador anclaje (roscado Ø5,5 largo 17) INICIAR17
Iniciador de anclaje, Ø3mm INICIA311
Iniciador de anclaje, Ø5mm INICIA511
Iniciador para arpon de impacto en PEEK de Ø3.0 mm INICIMP3
Lobster claw suture retriever 22-4020
Macho con mango azul para Arpón de PEEK Ø5.0 mm MACHAZUL5
Macho con mango azul para Arpón en PEEK de Ø3,0 mm MACHAZUL3
Macho para ancla de peek de Ø5 mm PAMCPEEK5
Macho para Arpón de PEEK Ø3,0 mm MACPEEK3
Macho para Arpón de PEEK Ø5,0 mm MACPEEK5
Macho para Arpón en PEEK de Ø3,0 mm MACHPEEK3
Macho para Arpón en PEEK de Ø5,0 mm (c) MACHPEEK5C
Macho para Arpón Knotless MACHOKNOT
Macho roscador de Ø5,5 (largo 13) MACHO5513
Macho roscador de Ø5,5 (largo 17) MACHO5517
Martillo MARTILLOA
Martillo MARTILLOAP
Martillo para impactar MARTI11
Mecha de Ø3,3 (con tope para arpón peek CR impacto) - XL - 2MECHAT33
Mecha de Ø3,3 (con tope para arpón PEEK CR impacto) MECHAT33
Ojo de halcón OJ5111H

Pesca fibra PESCASU11
Pinza aro PINZARO
Pinza Caspary, derecha PINZA-CASD
Pinza Caspary, izquierda PINZA-CASI
Pinza corta fibra clearcut 22-4040
Pinza first pass handle 22-4035
Pinza para toma de tejidos PINZA-TT
Pinza penetradora AR-MIC PEEK CR PINZA-PARCR
Pinza penetrating Grasper 35° UP TAG PINPENET
Pinza penetrating Grasper derecha PINGRASDE
Pinza penetrating Grasper izquierda PINGRASIZ
Pinza Penetrator, derecha PINZAP-PD
Pinza Penetrator, izquierda PINZAP-PI
Pinza Penetrator, recta PINZAP-REC
Pinza Penetrator, up PINZAP-UP
Suture Laso, derecho SUTULASO-D
Suture Laso, izquierdo SUTULASO-I
Suture Laso, recto SUTULASO-R
Tubuladura para irrigación Ø3-12mm TUBUIRRIGA
Guia Crurva Ar-Mic LockCR Ø1,5/1,8 mm LOCKSGC1CR
Guia Recta Ar-Mic LockCR Ø1,5/1,8 mm LOCKSGR1CR
Perforador Ar-Mic LockCR Ø1,5/1,8 mm LOCKSP1CR
Guia Ar-Mic LockCR Ø2,9 mm LOCKSG2CR
Perforador Ar-Mic LockCR Ø2,9 mm LOCKSP2CR
Impactador Ar-Mic Lock CRØ2,9 mm LOCKSIMPCR
Guia Ar-Mic Express Peek Mini CR Ø1,5 mm MINAR15GCR
Guia Ar-Mic Express Peek Mini CRØ2,0 mm MINAR20GCR
Guia Ar-Mic Express Peek Mini CRØ2,5 mm MINAR25GCR
Perforador Ar-Mic Express Peek CR Mini Ø1,5 mm MINAR15PCR
Perforador Ar-Mic Express Peek CR Mini Ø2,0 mm MINAR20PCR
Perforador Ar-Mic Express Peek CR Mini Ø2,5 mm MINAR25PCR

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Los anclajes de PEEK CR de Micromed System S.A. están indicados para la unión de tejidos blandos a hueso en cirugías artroscópicas o a cielo abierto, fijación de injertos, tendones, ligamentos, labrum o tejidos blandos en general en estructuras óseas con el fin de corregir la inestabilidad articular. Están ampliamente aceptados para inestabilidades de hombro, reparación de manguito rotador, reparación de tendones y ligamentos en muñeca, codo, mano, pie y tobillo entre otras plásticas.

* Hombro:

- Inestabilidades.
- Lesiones de SLAP.
- Lesiones de Bankart.
- Lesión de manguito rotador.
- Reparación de luxaciones acromio claviculares.

- Ruptura de capsula o reconstrucciones labrales.
- Tenodesis bicipital.
- Reparación de musculo deltoides.
- * Mano y Codo:
 - Reparación de epicondilo lateral.
 - Reconstrucción de ligamentos colaterales cubitales o radiales.
 - Reconstrucciones de ligamento escafofoulnar.
 - Reinserción del tendón del bíceps.
 - Reparación de ligamentos del pulgar.
- * Rodilla y Cadera:
 - Reparación de rodete cotiloideo.
 - Reparación del tendón abductor.
 - Reparaciones extracapsulares de ligamentos: colateral medial, colateral lateral, oblicuo posterior y otros.
 - Tenodesis de banda iliotibial.
 - Cirugía de tendón rotuliano.
 - Reparación de ángulo posteroexterno.
- * Pierna y Pie
 - Reparaciones de ligamentos laterales y colaterales.
 - Reparaciones de hallux valgus.
 - Reparación de inestabilidades laterales y/o mediales.
 - Reparaciones/reconstrucciones de tendones.
 - Reconstrucciones en la zona central del pie
 - Reconstrucciones/reparaciones de tendón/ligamento metatarsico.
 - Reparación de tendón de Aquiles.

Período de vida útil: 3 (tres) años para productos estériles.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No aplica

Forma de presentación: Implantes: Envase unitario, estéril.

Instrumental: envase unitario, no estéril.

Método de esterilización: Oxido de etileno

Nombre del fabricante:

Micromed System S.A

Lugar de elaboración:

Aráoz 149, (C1414DPC) C.A.B.A., República Argentina.


Expediente N° 1-0047-3110-006132-22-2

N° Identificatorio Trámite: 41876

AM

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa
Date: 2023.04.24 23:13:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.04.24 23:13:38 -03:00

	Modelo de Rotulo e Instrucciones de Uso- Anexo IIIB ANCLAJES DE PEEK CR	PM-1451-26 Revisión 00
		Página 1 de 10

MODELO DE ROTULO

IMPLANTES

2.1. Fabricado por: Micromed System S.A. Aráoz 149 (C1414DPC) C.A.B.A. - República Argentina.

2.2. Modelo, Descripción, Código:

Contenido: (1) una unidad

Marca: Micromed System; Micromics Medical; Blaster Medical; Cady Med; Blox Devices; Lotar Surgery; Random; Sloup Insumos Médicos; Force Medical; Metcon Surgery; Micromed System Insumos Médicos; Wire Fiber; Fiber Medical; Wire Medical; Knot Medical; Non Knot Medical; Knotless Medical; Knotless Fiber; TAG Medical; HNM Medical, Micromics Medical

Material PEEK CR (PEEK reforzado con fibras de carbono).

2.3. Producto estéril. (ETO)

2.6. Producto médico de un solo uso.

2.7. Almacenar en su envase original, en lugar limpio, a temperatura ambiente (≤ 30 °C) y humedad relativa ambiente.

2.8., 2.9. Lea atentamente las instrucciones de uso.

2.11. Director Técnico: Roberto Cacace - MN 16876. Farmacéutico

2.12. Autorizado por la ANMAT PM-1451-26

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias.


Otros: Código de barras, Código QR.



MICROMED SYSTEM S.A.
 MIGUEL ANGELO BARRA MARTINEZ
 CUIT. 30-70850493-5
 APODERADO



ROBERTO O. CACACE
 FARMACÉUTICO M.N. 16876

	Modelo de Rotulo e Instrucciones de Uso- Anexo IIIB ANCLAJES DE PEEK CR	PM-1451-26 Revisión 00
		Página 2 de 10

Instrumental NO ESTÉRIL

- 2.1. Fabricado por: Micromed System S.A.
Aráoz 149 (C1414DPC) C.A.B.A. - República Argentina.
- 2.2. Marca y Modelo. Descripción, Código, Contenido, Material.
- 2.3. Producto NO estéril.
- 2.7. Almacenar en su envase original, en lugar limpio, a temperatura ambiente (≤ 30 °C) y humedad relativa ambiente.
- 2.8. Lea atentamente las instrucciones de uso.
- 2.9. Lea atentamente las instrucciones de uso. Frágil. Manipule con cuidado. Proteger de golpes. Ante cualquier duda llame al representante de Micromed System S.A. ADVERTENCIA: el incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños al implante que ocasionarán la pérdida de la garantía y responsabilidad del fabricante.
- 2.10. Método de esterilización recomendado: Autoclave 121°C – 15/20 minutos.
- 2.11. Director Técnico: Roberto Cacace - MN 16876. Farmacéutico.
- 2.12. Autorizado por la ANMAT PM-1451-26.
- 2.13. Uso exclusivo a Profesionales e Instituciones Sanitarias.


Otros: Código de barras, Código QR.



MICROMED SYSTEM S.A.
MIGUEL ÁNGEL BARRA MARTINEZ
CUIT. 30-70850493-5
APODERADO



ROBERTO O. CACACE
FARMACÉUTICO M.N. 16876

	Modelo de Rotulo e Instrucciones de Uso- Anexo IIIB ANCLAJES DE PEEK CR	PM-1451-26 Revisión 00
		Página 3 de 10

INSTRUCCIONES DE USO

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de este reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítems 2.4 y 2.5;

Producto ESTÉRIL

2.1. Fabricado por: Micromed System S.A.

Aráoz 149 (C1414DPC) C.A.B.A. - República Argentina.

2.2. Modelo, Descripción, Código:

Contenido: 1 (una) unidad

Marca Micromed System; Micromics Medical; Blaster Medical; Cady Med; Blox Devices; Lotar Surgery; Random; Sloup Insumos Médicos; Force Medical; Metcon Surgery; Micromed System Insumos Médicos; Wire Fiber; Fiber Medical; Wire Medical; Knot Medical; Non Knot Medical; Knotless Medical; Knotless Fiber; TAG Medical; HNM Medical, Micromics Medical.

Material. PEEK CR (PEEK reforzado con fibras de carbono)

2.3. Producto estéril. (ETO)

2.6. Producto médico de un solo uso.

2.7. Almacenar en su envase original, en lugar limpio, a temperatura ambiente ($\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$) y humedad relativa ambiente.

2.8. Lea atentamente las instrucciones de uso.

2.9. Lea atentamente las instrucciones de uso. Frágil. Manipule con cuidado. Proteger de golpes. Ante cualquier duda llame al representante de Micromed System S.A. **ADVERTENCIA:** el incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños al implante que ocasionarán la pérdida de la garantía y responsabilidad del fabricante.


2.10. Método de esterilización: Óxido de etileno.

2.11. Director Técnico: Roberto Cacace - MN 16876. Farmacéutico

2.12. Autorizado por la ANMAT PM-1451-26.

2.13. Uso exclusivo a Profesionales e Instituciones Sanitarias.


Otros: Código de barras, Código QR.



MICROMED SYSTEM S.A.
MIGUEL ÁNGEL BARRA MARTÍNEZ
C.U.P.T. 30-70850493-5
APODERADO



ROBERTO O. CACACE
FARMACÉUTICO M.N. 16876

	Modelo de Rotulo e Instrucciones de Uso- Anexo IIIB ANCLAJES DE PEEK CR	PM-1451-26 Revisión 00
		Página 4 de 10

Instrumental NO ESTÉRIL

2.1. Fabricado por: Micromed System S.A.

Aráoz 149 (C1414DPC) C.A.B.A. - República Argentina.

2.2. Marca y Modelo. Descripción, Código, Contenido, Material.

2.3. Producto NO estéril.

2.7. Almacenar en su envase original, en lugar limpio, a temperatura ambiente ($\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$) y humedad relativa ambiente.

2.8. Lea atentamente las instrucciones de uso.

2.9. Lea atentamente las instrucciones de uso. Frágil. Manipule con cuidado. Proteger de golpes. Ante cualquier duda llame al representante de Micromed System S.A. **ADVERTENCIA:** el incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños al implante que ocasionarán la pérdida de la garantía y responsabilidad del fabricante.

2.10. Método de esterilización recomendado: Autoclave 121°C – 15/20 minutos.

2.11. Director Técnico: Roberto Cacace - MN 16876. Farmacéutico.

2.12. Autorizado por la ANMAT PM-1451-26.

2.13. Uso exclusivo a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Otros: Código de barras, Código QR.

3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados;

Importante


Micromed System S.A. garantiza la calidad de sus productos.

Este folleto está diseñado con el fin de asistirle en el empleo de este producto. Los productos médicos fueron diseñados, comprobados y fabricados para ser utilizados en un solo paciente. **Micromed System S.A.** no se responsabiliza del inadecuado uso o reutilización del producto, debido a que ello puede conducir a lesión en el paciente. También queda prohibido su reprocesamiento y/o re esterilización. El reprocesamiento y/o re esterilización de estos productos médicos podría crear un riesgo de contaminación e infección del paciente. **No reutilizar, reprocesar o re esterilizar estos implantes.**

INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES, EFECTOS SECUNDARIOS NO DESEADOS

Generalidades:


Al principio de fijación se aplican principios generales de selección del paciente y un sano juicio quirúrgico. La selección correcta del implante es extremadamente importante. La posibilidad de éxito o fracaso aumentan o disminuyen con la elección apropiada del tamaño y diseño del implante a utilizar.



MICROMED SYSTEM S.A.
 MIGUEL ÁNGEL BARRA MARTÍNEZ
 CUIT. 30-70850493-5
 APODERADO



ROBERTO O. CACACE
 FARMACÉUTICO M.N. 16876

	Modelo de Rotulo e Instrucciones de Uso- Anexo IIIB ANCLAJES DE PEEK CR	PM-1451-26 Revisión 00
		Página 5 de 10


El cirujano debe estar familiarizado con la técnica de colocación y las características de los materiales empleados. El tamaño y forma de huesos humanos presenta restricciones que limitan el tamaño y fuerza de los implantes. Ningún implante resiste la presión del peso corporal total. Por dicho motivo, para lograr la recuperación de la cirugía el paciente debe utilizar algún soporte externo adecuado y resistir las actividades físicas que puedan dar presión adicional sobre el implante o permitir cualquier movimiento en el área de fijación que pueda causar retardo del proceso de consolidación. Antes de someter el implante a una carga funcional, se debe asegurar el tiempo de consolidación de los tejidos óseos.

Indicaciones


Los anclajes de PEEK CR de Micromed System S.A. están indicados para unir tejidos blandos a hueso en cirugías artroscópicas o a cielo abierto, fijación de injertos, tendones, ligamentos, o labrum con el fin de corregir la inestabilidad articular. Están ampliamente aceptados para inestabilidades de hombro, reparación de manguito rotador, reparación de tendones y ligamentos en muñeca, codo, mano, pie y tobillo entre otras plásticas.

Contraindicaciones

- Cualquier estado estructural o patológico del hueso o del tejido blando que se desea fijar que se considere que puede impedir una buena fijación al hueso.
- Otras condiciones físicas que eliminarían o tenderían a eliminar el soporte adecuado del implante o retrasarían la curación, por ejemplo, escasez en la circulación de la sangre, infecciones, etc.
- La incapacidad o falta de disposición del paciente para limitar sus actividades a los niveles prescritos o seguir el programa de rehabilitación durante el periodo de curación.
- Sospecha de sensibilidad a cuerpos extraños o alergias.
- Si se sospecha que el paciente tiene alguna sensibilidad a cuerpos extraños, deben efectuarse las pruebas apropiadas antes de la elección del implante.
- Pacientes menores de 16 años o aquellos que no han alcanzado una madurez ósea.


 MICROMED SYSTEM S.A.
 MIGUEL ANGELO BARRA MARTINEZ
 CUIT. 30-70850493-5
 APODERADO


 ROBERTO O. CACACE
 FARMACÉUTICO M.N. 16876

	Modelo de Rotulo e Instrucciones de Uso- Anexo IIIB ANCLAJES DE PEEK CR	PM-1451-26 Revisión 00
		Página 6 de 10

Efectos secundarios no deseados

Seguindo las advertencias no deberían producirse accidentes o efectos secundarios no deseados. Dentro de las complicaciones se incluyen:

- Sensibilidad, alergia u otras reacciones tisulares al material del dispositivo.
- Infección local o sistémica.
- No-consolidación o consolidación fallida.
- Perdida de fijación.
- Fracaso de la reconstrucción.
- Ruptura del dispositivo.
- Migración o movilización del dispositivo.
- Daños neurológicos en función del trauma quirúrgico.

Algunas de estas complicaciones pueden requerir intervención quirúrgica adicional.

El uso inadecuado del implante o el sometimiento a fuerzas mayores a las que requiere la técnica quirúrgica puede producir ruptura del implante por lo cual se debe tomar en cuenta retirar el material que pudiera quedar dentro del organismo como consecuencia de esta mala práctica.

Instrucciones de uso

Antes de utilizar este producto es preciso estar familiarizado con la técnica.

Se abrasiona la zona para lograr un entorno sangrante para posterior respuesta fibroblástica. Se coloca iniciador correspondiente a la medida de anclaje en el sitio de colocación del implante. Confirmada la lesión se procede a su reparación por vía artroscópica o a cielo abierto según técnica. A continuación se introduce el anclaje con su mango colocador hasta la marca láser y se aproximan las superficies mediante el uso de las fibras y el instrumental específico provisto por **Micromed System S.A.**

3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico;

Advertencias y Precauciones

¡Advertencia!


Este producto médico debe ser manipulado únicamente por un profesional cirujano/traumatólogo entrenado en la/s técnica/s quirúrgica/s específica/s.



MICROMED SYSTEM S.A.
 MIGUEL ANDEL BARRA MARTINEZ
 CUIT. 30-70850493-5
 APODERADO



ROBERTO O. CACACE
 FARMACÉUTICO M.N. 16876

	Modelo de Rotulo e Instrucciones de Uso- Anexo IIIB ANCLAJES DE PEEK CR	PM-1451-26 Revisión 00
		Página 7 de 10

1. Antes de emplear el anclaje de PEEK CR de Micromed System S.A., los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y técnicas quirúrgicas al respecto.
2. Deben controlarse las actividades postoperatorias a fin de asegurar el cumplimiento por el paciente del régimen de rehabilitación prescrito.
3. Conviene informar al paciente de la posibilidad de que deba ser retirado el anclaje si el mismo sufre problemas persistentes en relación con el implante.
4. Conviene informar al paciente de los cuidados postoperatorios.
5. Las complicaciones son las que se encuentran habitualmente en cualquier procedimiento de reconstrucción de las lesiones indicadas anteriormente.
6. **Este producto se proporciona estéril. Nunca debe volver a esterilizarse.**
7. Para insertar correctamente el implante es necesario usar el sistema de introducción correspondiente de **Micromed System S.A.**
8. Estos dispositivos pueden quebrarse cuando están sujetos a aumento de carga asociada a la consolidación demorada o no consolidación.
9. Se deben evitar marcas en el implante, así como también revertir doblez o doblar el dispositivo en zonas donde haya orificios.
10. Se recomienda no quitar el implante una vez finalizada su vida útil: el tejido blando se oseointegra al hueso que rodea al implante y la eliminación del implante puede significar dañar el injerto y el riesgo de la aparición de nuevas patologías.

NOTA:

MICROMED SYSTEM S.A. puede garantizar la esterilidad del producto hasta el momento de su utilización siempre que no haya un uso y una práctica indebida.

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización;

Empaque e Identificación

Los productos se presentan en doble pouch, siendo el pouch primario estéril, contenidos en un sobre de papel aluminio termosellado, para preservar la integridad.

Los implantes **Micromed System S.A.** solo deben ser aceptados si el embalaje y rótulo se encuentran intactos.


Comuníquese con nuestro servicio al cliente si el embalaje del producto llega abierto o alterado.



MICROMED SYSTEM S.A.
 MIGUEL ANGELO BARRA MARTINEZ
 CUIT. 30-70850493-5
 APODERADO



ROBERTO O. CACACE
 FARMACÉUTICO M.N. 16876

	Modelo de Rotulo e Instrucciones de Uso- Anexo IIIB ANCLAJES DE PEEK CR	PM-1451-26 Revisión 00
		Página 8 de 10

Esterilización

El producto médico se suministra estéril por radiación gamma u óxido de etileno tal como se indica en el rótulo externo. No utilice ningún componente que se encuentre en un envase abierto o dañado. No utilice los implantes después de la fecha de vencimiento.

3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser re esterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones. En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

El INSTRUMENTAL se provee “**NO ESTERIL**”, debiendo ser esterilizado antes de su uso.

Antes de iniciar el proceso de esterilización asegurarse que el instrumental esté rigurosamente limpio.

Limpieza:

Todo proceso de limpieza se debe realizar utilizando el equipamiento de protección individual vigente en el sector.

Para llevar a cabo el lavado de instrumental, debe tener:

- Batea / Máquina ultrasónica;
- Cepillo de cerda blanda;
- paños libre de pelusa;
- Guantes quirúrgicos;
- Guantes anti-punzante;
- Probeta de vidrio graduada;
- Detergente enzimático;
- Alcohol etílico 70%
- Peróxido de hidrógeno

El procedimiento de lavado se puede realizar de forma automática, en una máquina de ultrasonido, o de forma manual. En ambos casos, el tiempo de ciclo de lavado es de 30 minutos a una temperatura de 30 ± 1 °C. El agua no debe exceder de 40-45 °C, ya que temperaturas más altas pueden causar el endurecimiento de los líquidos provenientes del procedimiento quirúrgico, lo que dificulta la limpieza del instrumental.


Llene la batea de lavado con agua filtrada; por cada litro de agua filtrada se debe colocar 5 ml de detergente enzimático.



MICROMED SYSTEM S.A.
 MIGUEL ANGELO BARRA MARTINEZ
 CUIT. 30-70850493-5
 APODERADO



ROBERTO O. CACACE
 FARMACÉUTICO M.N. 16876

	Modelo de Rotulo e Instrucciones de Uso- Anexo IIIB ANCLAJES DE PEEK CR	PM-1451-26 Revisión 00
		Página 9 de 10

Es necesario desmontar completamente cada instrumento de forma manual, para permitir la limpieza de lugares de difícil acceso, y colocar el instrumento comprobando que cada pieza este en contacto con la solución detergente; colocar la batea en la máquina ultrasónica y verificar que los parámetros de la máquina indiquen 30 minutos y 30°C.

En caso de lavado manual, después de 5 minutos de inmersión, cepillar vigorosamente el instrumental en la solución, con el cepillo de cerdas blandas, para eliminar por completo la suciedad.

El instrumental que no puede ser sumergido debe limpiarse con peróxido de hidrógeno y alcohol al 70%.

Enjuagar por arrastre el instrumental con agua filtrada, moviéndolo en diferentes posiciones con el fin de asegurar el lavado completo.

Limpiar la caja de instrumental con un paño humedecido con agua oxigenada y luego con un paño libre de pelusa humedecido con alcohol al 70%;

Secado:

La etapa de secado se lleva a cabo inmediatamente después del lavado. Se debe tener:

- Batea
- El aire comprimido;
- Paños libre de pelusa;
- Guantes quirúrgicos;
- Guantes anti-punzante;
- Alcohol etílico 70%

Se procederá de la siguiente manera:

Pasar un paño libre de pelusa humedecido con alcohol al 70% a lo largo de la mesa de trabajo y sumergir el instrumental en una batea con alcohol al 70% durante 3 minutos, luego retirar el instrumental y secar con paños absorbentes libre de pelusa; finalmente se debe secar con aire comprimido.

Poner el instrumental en la caja, la cual previamente se debe secar con un paño libre de pelusa.


En caso de instrumental desmontable es necesario secar pieza por pieza eliminando la posibilidad de humedad oculta entre éstas, debe estar completamente seco, ya que el agua en contacto con el acero inoxidable durante demasiado tiempo puede tornar susceptible el material al comienzo de un proceso de corrosión.

Esterilización

El instrumental debe ser esterilizado antes de su uso. Se recomienda la esterilización en autoclave de vapor saturado a 121° C por un tiempo de 15/20 minutos.


 MICROMED SYSTEM S.A.
 MIGUEL ANGELO BARRA MARTINEZ
 CUIT. 30-70850493-S
 APODERADO


 ROBERTO O. CACACE
 FARMACÉUTICO M.N. 16876

	Modelo de Rotulo e Instrucciones de Uso- Anexo IIIB ANCLAJES DE PEEK CR	PM-1451-26 Revisión 00
		Página 10 de 10

Es muy importante el control de los parámetros específicos y configuración de equipos en cada institución de salud, así como las medidas de mantenimiento preventivas adecuadas. El operador debe controlar todos los ciclos de esterilización y evaluar la eficacia del proceso de esterilización.

Para obtener información e instrucciones específicas a tener en cuenta por centros donde se realice limpieza y/o esterilización de este instrumental, se recomienda consultar las siguientes Normas Internacionales:

- ISO 17665-1 Esterilización de productos para el cuidado de la salud – Calor húmedo - Parte 1: Requisitos para el desarrollo, validación y control de rutina de un proceso de esterilización de productos sanitarios
- ANSI / AAMI ST46 Buenas prácticas hospitalarias: esterilización por vapor y garantías de esterilidad.
- ANSI / AAMI ST35 Manipulación segura y descontaminación biológica de productos médicos reutilizables en centros sanitarios y en ambientes no clínicos.

Nota: todo el instrumental debe limpiarse al término del procedimiento quirúrgico evitando de esta forma el endurecimiento de los líquidos originados del trabajo quirúrgico. Todo proceso de limpieza debe realizarse con orden y cuidado evitando marcas, sacudidas que puedan comprometer el instrumental.

IMPORTANTE! Las cajas de instrumentos no proporcionan una barrera estéril y deben utilizarse junto con un envoltorio estéril para conservar la esterilización.

Las cajas de instrumentos sin envoltorio NO conservan la esterilidad.


Micromed System S.A. desconoce otros métodos de utilización, como también los procedimientos de higiene sanitaria y la población microbiana de cada institución. Por lo expuesto la empresa no puede garantizar la condición de esterilidad del producto en el momento de su utilización, aun cuando se sigan estas instrucciones.

3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsibles, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración a fuentes térmicas de ignición, entre otras;

Condiciones de almacenamiento

Almacenar en su envase original, en lugar limpio, a temperatura ambiente (≤ 30 °C) y humedad relativa ambiente.

No aplican los siguientes puntos: 3.3.; 3.4.; 3.6.; 3.9.; 3.10.; 3.11.; 3.13.; 3.14.; 3.15.; 3.16.-



MICROMED SYSTEM S.A.
 MIGUEL ANGELO BARRA MARTINEZ
 CUIT. 30-70650493-5
 APODERADO



ROBERTO O. CACACE
 FARMACÉUTICO M.N.16876



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rot, e, inst de uso- EQUIPO MEDIC SRL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.03.30 10:44:35 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.03.30 10:44:36 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-006132-22-2

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº 1-0047-3110-006132-22-2

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Micromed System S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1451-26

Nombre descriptivo: Anclajes de PEEK CR

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-027, Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MICROMED SYSTEM; Blaster Medical; Cady Med; Blox Devices; Lotar Surgery; Random; Sloup Insumos Médicos; Force Medical; Metcon Surgery; MICROMED SYSTEM Insumos Médicos; Wire Fiber; Fiber Medical; Wire Medical; Knot Medical; Non Knot Medical; Knotless Medical; Knotless Fiber, Micromics Medical

Modelos:

AR-MIC PEEK CR KNOTLESS: Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,2 a 3,0 mm con incrementos de 0,1 mm y de 3,0 a 7,0 mm con incrementos de 0,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa (E), cortical (C) y doble (D). Con atornillador y enhebrador descartable. Cod.: KNOTCRXXE; KNOTCRXXC; KNOTCRXXD.

KNOTCR12E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,2 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR13E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR14E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR15E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR16E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR17E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR18E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR19E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR20E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR21E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR22E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR23E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR24E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR25E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR26E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR27E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR28E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR29E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR30E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR35E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR40E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR45E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTC50E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR55E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR60E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR65E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR70E; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 7,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR12C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,2 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR13C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR14C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR15C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR16C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR17C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR18C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR19C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR20C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR21C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR22C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR23C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR24C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR25C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR26C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR27C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR28C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR29C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR30C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR35C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR40C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR45C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTC50C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR55C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR60C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR65C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR70C; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 7,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR12D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,2 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR13D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR14D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR15D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR16D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR17D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR18D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR19D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR20D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR21D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR22D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR23D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR24D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR25D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR26D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR27D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR28D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR29D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR30D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR35D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR40D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR45D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTC50D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR55D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR60D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR65D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

KNOTCR70D; Arpón sin nudo con punta con ojal, diámetro: 7,0 mm. Tipo de rosca: doble. Con atornillador y enhebrador descartable.

(Ref. diámetro=XX)

AR-MIC EXPRESS PEEK CR: Arpón, diámetro: 3,0 a 6,5 mm con incrementos de 0,5 mm. Tipo de rosca: Tipo de rosca: esponjosa (E), cortical (C) y doble (D). Con variables de fibra que incluyen: sin fibra, fibra simple, fibra doble, fibra plana. Con y sin agujas. Montado o sin montar. Cod.: ARPCEXXY, ARPCCXXY, ARPCDXXY

ARPCE30; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE35; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE40; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE45; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE50; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE55; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE60; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE65; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

ARPCE30M; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Montado.

ARPCE35M; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Montado.

ARPCE40M; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Montado.

ARPCE45M; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Montado.

ARPCE50M; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Montado.

ARPCE40DAM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE45DAM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE50DAM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE55DAM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE60DAM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCE65DAM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.

-
ARPCE30P; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE35P; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE40P; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE45P; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE50P; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE55P; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE60P; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE65P; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCE30PM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE35PM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE40PM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE45PM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE50PM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE55PM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE60PM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCE65PM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

--
ARPC30; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPC35; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPC40; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPC45; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPC50; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPC55; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPC60; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: cortical.
ARPC65; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: cortical.

-
ARPC30S; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPC35S; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPC40S; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPC45S; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPC50S; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPC55S; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPC60S; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPC65S; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPC30SM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPC35SM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPC40SM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPC45SM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPC50SM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

ARPC35PM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPC40PM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPC45PM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPC50PM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPC55PM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPC60PM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPC65PM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

--

ARPCD30; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD35; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD40; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD45; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD50; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD55; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD60; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble.
ARPCD65; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble.

-

ARPCD30S; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD35S; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD40S; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD45S; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD50S; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD55S; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD60S; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD65S; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD30SM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD35SM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD40SM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD45SM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD50SM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD55SM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD60SM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD65SM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
ARPCD30SAM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD35SAM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD40SAM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD45SAM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD50SAM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD55SAM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD60SAM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.
ARPCD65SAM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Con agujas. Montado.

-

ARPCD30D; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD35D; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD40D; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD45D; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.

ARPCD50D; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD55D; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD60D; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD65D; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD30DM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD35DM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD40DM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD45DM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD50DM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD55DM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD60DM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD65DM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Sin agujas. Montado.
ARPCD30DAM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD35DAM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD40DAM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD45DAM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD50DAM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD55DAM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD60DAM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.
ARPCD65DAM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra doble. Con agujas. Montado.

-

ARPCD30P; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD35P; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD40P; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD45P; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD50P; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD55P; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD60P; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD65P; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
ARPCD30PM; Arpón, diámetro: 3,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD35PM; Arpón, diámetro: 3,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD40PM; Arpón, diámetro: 4,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD45PM; Arpón, diámetro: 4,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD50PM; Arpón, diámetro: 5,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD55PM; Arpón, diámetro: 5,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD60PM; Arpón, diámetro: 6,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
ARPCD65PM; Arpón, diámetro: 6,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
(Ref. diámetro=XX, fibra=Y= simple S, doble D, plana P, agujas=-/A, montaje=-/M)

AR-MIC EXPRESS PEEK CR MINI: Mini Arpón, diámetro: 1,3 a 2,9 mm con incrementos de 0,1 mm. esponjosa (E), cortical (C) y doble (D). Con variables de fibra que incluyen: sin fibra, fibra simple, fibra doble, fibra plana. Con y sin agujas. Montado o sin montar. Cod.: MINARCEXXY, MINARCCXXY, MINARCDXXY.
MINARCE13; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: esponjosa.
MINARCE14; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: esponjosa.
MINARCE15; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa.

MINARCE28DAM; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.
MINARCE29DAM; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra doble. Con agujas. Montado.

-

MINARCE13P; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE14P; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE15P; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE16P; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE17P; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE18P; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE19P; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE20P; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE21P; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE22P; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE23P; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE24P; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE25P; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE26P; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE27P; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE28P; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCE29P; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

-

MINARCE13PM; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE14PM; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE15PM; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE16PM; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE17PM; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE18PM; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE19PM; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE20PM; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE21PM; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE22PM; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE23PM; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE24PM; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE25PM; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE26PM; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE27PM; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE28PM; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCE29PM; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: esponjosa. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

--

MINARCC13; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: cortical.
MINARCC14; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: cortical.
MINARCC15; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: cortical.
MINARCC16; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: cortical.
MINARCC17; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: cortical.
MINARCC18; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: cortical.
MINARCC19; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: cortical.

MINARCC14P; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC15P; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC16P; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC17P; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC18P; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC19P; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC20P; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC21P; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC22P; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC23P; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC24P; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC25P; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC26P; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC27P; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC28P; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCC29P; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

-

MINARCC13PM; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC14PM; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC15PM; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC16PM; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC17PM; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC18PM; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC19PM; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC20PM; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC21PM; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC22PM; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC23PM; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC24PM; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC25PM; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC26PM; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC27PM; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC28PM; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCC29PM; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: cortical. Fibra plana. Sin agujas. Montado.

--

MINARCD13; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD14; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD15; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD16; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD17; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD18; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD19; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD20; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD21; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD22; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD23; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: doble.

MINARCD24; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD25; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD26; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD27; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD28; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: doble.
MINARCD29; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: doble.

MINARCD13M; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD14M; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD15M; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD16M; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD17M; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD18M; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD19M; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD20M; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD21M; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD22M; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD23M; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD24M; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD25M; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD26M; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD27M; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD28M; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.
MINARCD29M; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: doble. Montado.

-

MINARCD13S; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD14S; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD15S; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD16S; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD17S; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD18S; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD19S; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD20S; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD21S; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD22S; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD23S; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD24S; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD25S; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD26S; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD27S; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD28S; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD29S; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.

-

MINARCD13SM; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
MINARCD14SM; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
MINARCD15SM; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra simple. Sin agujas. Montado.

MINARCD18P; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD19P; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD20P; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD21P; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD22P; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD23P; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD24P; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD25P; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD26P; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD27P; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD28P; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.
MINARCD29P; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Sin montar.

-

MINARCD13PM; Arpón, diámetro: 1,3 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD14PM; Arpón, diámetro: 1,4 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD15PM; Arpón, diámetro: 1,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD16PM; Arpón, diámetro: 1,6 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD17PM; Arpón, diámetro: 1,7 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD18PM; Arpón, diámetro: 1,8 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD19PM; Arpón, diámetro: 1,9 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD20PM; Arpón, diámetro: 2,0 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD21PM; Arpón, diámetro: 2,1 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD22PM; Arpón, diámetro: 2,2 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD23PM; Arpón, diámetro: 2,3 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD24PM; Arpón, diámetro: 2,4 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD25PM; Arpón, diámetro: 2,5 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD26PM; Arpón, diámetro: 2,6 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD27PM; Arpón, diámetro: 2,7 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD28PM; Arpón, diámetro: 2,8 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
MINARCD29PM; Arpón, diámetro: 2,9 mm. Tipo de rosca: doble. Fibra plana. Sin agujas. Montado.
(Ref. diámetro=XX, fibra=Y= simple S, doble D, plana P, agujas=-/A, montaje=-/M)

AR-MIC LOCK PEEK CR: Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 a 2,5 mm con incrementos de 0,1 mm y de 2,5 a 6,5 mm con incrementos de 0,5 mm. Con variables de fibra que incluyen: sin fibra, fibra simple, fibra doble, fibra plana y fibra triple. Con y sin agujas. Montado o sin montar. Cod.: LOCKCRXXY

LOCKCRXXY

LOCKCR13; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm.
LOCKCR14; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm.
LOCKCR15; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm.
LOCKCR16; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm.
LOCKCR17; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm.
LOCKCR18; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm.
LOCKCR19; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm.
LOCKCR20; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm.
LOCKCR21; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm.

LOCKCR24S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR25S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR30S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR35S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR40S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR45S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR50S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR55S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR60S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.
LOCKCR65S; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Sin montar.

-

LOCKCR13SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR14SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR15SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR16SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR17SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR18SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR19SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR20SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR21SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR22SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR23SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR24SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR25SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR30SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR35SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR40SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR45SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra simple. Sin agujas. Montado.
LOCKCR50SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra simple. Sin agujas.

Montado.

LOCKCR55SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra simple. Sin agujas.
Montado.

LOCKCR60SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra simple. Sin agujas.
Montado.

LOCKCR65SM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Fibra simple. Sin agujas.
Montado.

-

LOCKCR13SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR14SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR15SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR16SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR17SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR18SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR19SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR20SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR21SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR22SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR23SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR24SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR25SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR30SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR35SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR40SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR45SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR50SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR55SAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra simple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR60DM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra doble. Sin agujas. Montado.

LOCKCR65DM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Fibra doble. Sin agujas. Montado.

-

LOCKCR13DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR14DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR15DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR16DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR17DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR18DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR19DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR20DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR21DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR22DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR23DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR24DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR25DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR30DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR35DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR40DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR45DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR50DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR55DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR60DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

LOCKCR65DAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Fibra doble. Con agujas. Montado.

-

LOCKCR14PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR15PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR16PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR17PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR18PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR19PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR20PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR21PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR22PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR23PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR24PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR25PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR30PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR35PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR40PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR45PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR50PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR55PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR60PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

LOCKCR65PAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Fibra plana. Con agujas. Montado.

-

LOCKCR13T; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,3 mm. Fibra triple. Sin agujas. Sin montar.

LOCKCR14T; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,4 mm. Fibra triple. Sin agujas. Sin montar.

LOCKCR15T; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,5 mm. Fibra triple. Sin agujas. Sin montar.

LOCKCR16T; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,6 mm. Fibra triple. Sin agujas. Sin montar.

LOCKCR17T; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra triple. Sin agujas. Sin montar.

Montado.

LOCKCR17TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,7 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR18TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,8 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR19TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 1,9 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR20TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,0 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR21TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,1 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR22TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,2 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR23TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,3 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR24TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,4 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR25TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 2,5 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR30TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,0 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR35TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 3,5 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR40TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,0 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR45TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 4,5 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR50TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,0 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR55TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 5,5 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR60TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,0 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

LOCKCR65TAM; Arpón autobloqueante, anclaje expansivo, diámetro: 6,5 mm. Fibra triple. Con agujas.
Montado.

(Ref. diámetro=XX, fibra=Y= simple S, doble D, plana P, triple T; agujas=-/A, montaje=-/M)

Accesorios: mango colocador.

INSTRUMENTAL ASOCIADO

Atornillador de anclaje, Ø3mm AT3MM

Atornillador de anclaje, Ø5mm AT5MM

Avellanador para anclaje, Ø3mm AV3MM

Avellanador para anclaje, Ø5mm AV5MM

Bandeja porta instrumental BANPORTA

Bisturí bajo agua largo curvo BIS-BALC

Bisturí bajo agua largo recto BIS-BALR
Caja de aluminio con dos bandejas portainstrumental CAJAACER
Cánula Ø4-12mm CANULA412
Cola de chancho derecha Buxton 36513109
Cola de chancho izquierda Buxton 36512109
Cola de chancho recta Buxton 36511109
Cola de chancho, derecha COLDER11
Cola de chancho, izquierda COLIZQ11
Correnudos CORRE11
Correnudos AP CORRENAP
Enhebrador ENHEB11
Guía corredera anclaje rápido (impacto Ø3,3) -XL- 2GUIAI33
Guía corredera anclaje rápido (impacto Ø3,3) GUIAI33
Guía corredera anclaje rápido (roscado Ø5,5 largo 13) GUIAR5513
Guía corredera anclaje rápido (roscado Ø5,5 largo 17) GUIAR5517
Guía iniciadora múltiple de artroscopia para AR-MIC GUIAM11
Hook para arpón de PEEK o Pesca fibras HOOKAP
Impactor final IMPACTORA
Impactor para introducción final IMPACT11
Iniciador anclaje (impacto Ø3) - XL - 2INICIAI33
Iniciador anclaje (impacto Ø3) INICIAI33
Iniciador anclaje (roscado Ø5,5 largo 13) INICIAR13
Iniciador anclaje (roscado Ø5,5 largo 17) INICIAR17
Iniciador de anclaje, Ø3mm INICIA311
Iniciador de anclaje, Ø5mm INICIA511
Iniciador para arpon de impacto en PEEK de Ø3.0 mm INICIMP3
Lobster claw suture retriever 22-4020
Macho con mango azul para Arpón de PEEK Ø5.0 mm MACHAZUL5
Macho con mango azul para Arpón en PEEK de Ø3,0 mm MACHAZUL3
Macho para ancla de peek de Ø5 mm PAMCPEEK5
Macho para Arpón de PEEK Ø3,0 mm MACPEEK3
Macho para Arpón de PEEK Ø5,0 mm MACPEEK5
Macho para Arpón en PEEK de Ø3,0 mm MACHPEEK3
Macho para Arpón en PEEK de Ø5,0 mm (c) MACHPEEK5C
Macho para Arpón Knotless MACHOKNOT
Macho roscador de Ø5,5 (largo 13) MACHO5513
Macho roscador de Ø5,5 (largo 17) MACHO5517
Martillo MARTILLOA
Martillo MARTILLOAP
Martillo para impactar MARTI11
Mecha de Ø3,3 (con tope para arpón peek CR impacto) - XL - 2MECHAT33
Mecha de Ø3,3 (con tope para arpón PEEK CR impacto) MECHAT33
Ojo de halcón OJ5111H
Pesca fibra PESCASU11
Pinza aro PINZARO
Pinza Caspary, derecha PINZA-CASD

Pinza Caspary, izquierda PINZA-CASI
Pinza corta fibra clearcut 22-4040
Pinza first pass handle 22-4035
Pinza para toma de tejidos PINZA-TT
Pinza penetradora AR-MIC PEEK CR PINZA-PARCR
Pinza penetrating Grasper 35° UP TAG PINPENET
Pinza penetrating Grasper derecha PINGRASDE
Pinza penetrating Grasper izquierda PINGRASIZ
Pinza Penetrator, derecha PINZAP-PD
Pinza Penetrator, izquierda PINZAP-PI
Pinza Penetrator, recta PINZAP-REC
Pinza Penetrator, up PINZAP-UP
Suture Laso, derecho SUTULASO-D
Suture Laso, izquierdo SUTULASO-I
Suture Laso, recto SUTULASO-R
Tubuladura para irrigación Ø3-12mm TUBUIRRIGA
Guia Crurva Ar-Mic LockCR Ø1,5/1,8 mm LOCKSGC1CR
Guia Recta Ar-Mic LockCR Ø1,5/1,8 mm LOCKSGR1CR
Perforador Ar-Mic LockCR Ø1,5/1,8 mm LOCKSP1CR
Guia Ar-Mic LockCR Ø2,9 mm LOCKSG2CR
Perforador Ar-Mic LockCR Ø2,9 mm LOCKSP2CR
Impactador Ar-Mic Lock CRØ2,9 mm LOCKSIMPCR
Guia Ar-Mic Express Peek Mini CR Ø1,5 mm MINAR15GCR
Guia Ar-Mic Express Peek Mini CRØ2,0 mm MINAR20GCR
Guia Ar-Mic Express Peek Mini CRØ2,5 mm MINAR25GCR
Perforador Ar-Mic Express Peek CR Mini Ø1,5 mm MINAR15PCR
Perforador Ar-Mic Express Peek CR Mini Ø2,0 mm MINAR20PCR
Perforador Ar-Mic Express Peek CR Mini Ø2,5 mm MINAR25PCR

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Los anclajes de PEEK CR de Micromed System S.A. están indicados para la unión de tejidos blandos a hueso en cirugías artroscópicas o a cielo abierto, fijación de injertos, tendones, ligamentos, labrum o tejidos blandos en general en estructuras óseas con el fin de corregir la inestabilidad articular. Están ampliamente aceptados para inestabilidades de hombro, reparación de manguito rotador, reparación de tendones y ligamentos en muñeca, codo, mano, pie y tobillo entre otras plásticas.

* Hombro:

- Inestabilidades.
- Lesiones de SLAP.
- Lesiones de Bankart.
- Lesión de manguito rotador.
- Reparación de luxaciones acromio claviculares.
- Ruptura de capsula o reconstrucciones labrales.
- Tenodesis bicipital.
- Reparación de musculo deltoides.

* Mano y Codo:

- Reparación de epicondilo lateral.
- Reconstrucción de ligamentos colaterales cubitales o radiales.
- Reconstrucciones de ligamento escafoelcar.
- Reinserción del tendón del bíceps.
- Reparación de ligamentos del pulgar.

* Rodilla y Cadera:

- Reparación de rodete cotiloideo.
- Reparación del tendón abductor.
- Reparaciones extracapsulares de ligamentos: colateral medial, colateral lateral, oblicuo posterior y otros.
- Tenodesis de banda iliotibial.
- Cirugía de tendón rotuliano.
- Reparación de ángulo posteroexterno.

* Pierna y Pie

- Reparaciones de ligamentos laterales y colaterales.
- Reparaciones de hallux valgus.
- Reparación de inestabilidades laterales y/o mediales.
- Reparaciones/reconstrucciones de tendones.
- Reconstrucciones en la zona central del pie
- Reconstrucciones/reparaciones de tendón/ligamento metatarsico.
- Reparación de tendón de Aquiles.

Período de vida útil: 3 (tres) años para productos estériles.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No aplica

Forma de presentación: Implantes: Envase unitario, estéril.

Instrumental: envase unitario, no estéril.

Método de esterilización: Oxido de etileno

Nombre del fabricante:

Micromed System S.A

Lugar de elaboración:

Aráoz 149, (C1414DPC) C.A.B.A., República Argentina.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1451-26 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-006132-22-2

Nº Identificadorio Trámite: 41876

AM

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.04.24 23:11:00 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.04.24 23:11:00 -03:00