



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

5085

09 AGO 2013

BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente N° 1-47-8996/11-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones TESIS S.R.L solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Tecnología Médica, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 5085

8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 425/10.

Por ello;

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca FRADIS MEDICAL, nombre descriptivo sistema osteosíntesis espinal y nombre técnico placas para huesos, de acuerdo a lo solicitado por TESIS S.R.L, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 159-186 y 124-158 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-867-29, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 5085

Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-8996/11-7

DISPOSICIÓN N° 5085

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO
inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°5085.....

Nombre descriptivo: sistema osteosíntesis espinal

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-050 placas para huesos

Marca de (los) producto(s) médico(s): FRADIS MEDICAL

Clase de Riesgo: Clase III

Indicación/es autorizada/s: alineación, fijación, reconstrucción y estabilización en
fracturas, fusiones y osteotomías

Modelo/s: 3K

REFERENCIA DENOMINACIÓN

5

3KVCT425-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT430-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLT435-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXT440-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLT445-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXT450-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVT4525-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT4530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT4535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT4540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCD525-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCD530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLD540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXD545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXD550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar

8



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVXLD570-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSCCL625-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCL630-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCL635-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL640-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVLL645-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXL650-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXL655-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXL660-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXL670-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXL680-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVL6560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCS725-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSS730-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCS735-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS740-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLS745-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXS750-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLS755-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXS760-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXS770-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXS780-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVS7530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSE830-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSE835-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRE840-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXE845-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVXR850-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR855-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR860-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR870-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVR650-A	Tornillo Pedicular de Rappel 3K + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCTA254-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
5. 3KVTA304-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLTA354-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXTA404-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLTA454-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXTA504-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVTA4525-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4530-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4535-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4540-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCDA525-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCDA305-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA355-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLDA405-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXDA455-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXDA505-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLDA555-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar

5,





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVXLDA605-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVXLDA655-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVXLDA705-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5530-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5535-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5540-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5545-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5550-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5555-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5560-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVSCLA256-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVXCLA306-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCLA356-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL406-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLLA456-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLA506-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA556-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA606-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA656-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA706-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA806-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6530-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVLA6535-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6540-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6545-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6550-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6555-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6560-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSCSA257-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCSA307-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCSA357-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA407-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLSA457-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVXSA507-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLSA557-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXSA607-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXSA657-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXSA707-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXSA807-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7530-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7535-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7540-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7545-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7550-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7555-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVSA7560-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA308-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA358-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA408-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA458-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA508-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA558-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA608-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA658-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA708-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA254-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA304-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA354-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA404-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA454-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA504-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:50 +Tornillo de





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	bloqueo estándar
3KVRA255-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA305-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA355-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA405-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA455-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA505-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA555-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA605-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:60 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA256-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA306-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA356-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA406-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:40 +Tornillo de



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	bloqueo estándar
3KVRA456-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA506-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA556-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA606-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:60 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA656-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:65 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA706-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:70 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA257-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ7 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA307-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ7 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA357-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA407-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA457-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar

05,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVRA507-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA557-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA607-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA657-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:65 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA707-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:70 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC425-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC430-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC435-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC440-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC445-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC450-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC525-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVMC530-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC535-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC540-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC545-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC550-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC555-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC560-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC565-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC570-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC625-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC630-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC635-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVMC640-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC645-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC650-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC655-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC660-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC665-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC670-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC725-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC730-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC735-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC740-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC745-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVMC750-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC755-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC760-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC765-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC770-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø7 L:70 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC830-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC835-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC840-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC845-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC850-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC855-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC860-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:60 +Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVMC865-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:65 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC870-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:70 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR425-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR430-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR435-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR440-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR445-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR450-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR530-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR535-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR540-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR545-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVMR550-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR630-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR635-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR640-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR645-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR650-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR655-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
√ 3KVMR730-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR735-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR740-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR745-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR750-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVMR755-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP530-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP535-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP540-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP545-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP550-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP555-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP560-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5530-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5535-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5540-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5545-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVCP5550-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5555-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5560-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP630-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP635-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP640-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP645-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 8, 3KVCP650-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP655-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP660-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP6530-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP6535-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVCP6540-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP6545-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP6550-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP6555-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP6560-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP730-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP735-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
- § 3KVCP740-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP745-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP750-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP755-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP760-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVCP7530-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP7535-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP7540-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP7545-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP7550-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP7555-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 5, 3KVCP7560-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP830-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP835-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP840-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVCP845-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP850-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP855-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP860-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8530-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8535-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8540-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8545-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8550-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8555-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8560-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KTL1640	Vástago liso 3K T.40 L: 40 Ø 6
3KTL1650	Vástago liso 3K T.40 L: 50 Ø 6



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KTL1664	Vástago liso 3K T.40 L. 64 Ø 6
3KTL1678	Vástago liso 3K T.40 L: 78 Ø 6
3KTL1692	Vástago liso 3K T.40 L. 92 Ø 6
3KTL16106	Vástago liso 3K T.40 L: 106Ø 6
3KTL16120	Vástago liso 3K T.40 L: 120 Ø 6
3KTL16132	Vástago liso 3K T.40 L: 132 Ø 6
3KTL16144	Vástago liso 3K T.40 L: 144 Ø 6
3KTL16158	Vástago liso 3K T.40 L: 158 Ø 6
3KTL16185	Vástago liso 3K T.40 L: 185 Ø 6
3KTL16250	Vástago liso 3K T.40 L: 250 Ø 6
3KTL16325	Vástago liso 3K T.40 L: 325 Ø 6
3KTL16400	Vástago liso 3K T.40 L: 400 Ø 6
3KTL16500	Vástago liso 3K T.40 L. 500 Ø 6
3KTR2640	Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 6
3KTR2650	Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 6
3KTR2664	Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 6
3KTR2678	Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 6
3KTR2692	Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 6
3KTR26106	Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 6
3KTR26120	Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 6

5,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KTR26132	Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 6
3KTR26144	Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 6
3KTR26158	Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 6
3KTR26185	Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 6
3KTR26250	Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 6
3KTR26300	Vástago Liso 3K TA6V L: 300 Ø 6
3KTR26325	Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 6
3KTR26350	Vástago Liso 3K TA6V L: 350 Ø 6
3KTR26375	Vástago Liso 3K TA6V L: 375 Ø 6
3KTR26400	Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 6
3KTR26500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 6
3KTR26600	Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 6
3KTS3640	Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 5.5
3KTS3650	Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 5.5
3KTS3664	Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 5.5
3KTS3678	Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 5.5
3KTS3692	Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 5.5
3KTS36106	Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 5.5
3KTS36120	Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 5.5
3KTS36132	Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 5.5

§



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KTS36144	Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 5.5
3KTS36158	Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 5.5
3KTS36185	Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 5.5
3KTS36250	Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 5.5
3KTS36325	Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 5.5
3KTS36400	Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 5.5
3KTS36500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 5.5
3KTS36600	Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 5.5
3KTM5540	Vástago Liso 3K T.40 L: 40 Ø 5.5
3KTM5550	Vástago Liso 3K T.40 L: 50 Ø 5.5
3KTM5564	Vástago Liso 3K T.40 L: 64 Ø 5.5
3KTM5578	Vástago Liso 3K T.40 L: 78 Ø 5.5
3KTM5592	Vástago Liso 3K T.40 L: 92 Ø 5.5
3KTM55106	Vástago Liso 3K T.40 L: 106 Ø 5.5
3KTM55120	Vástago Liso 3K T.40 L: 120 Ø 5.5
3KTM55132	Vástago Liso 3K T.40 L: 132 Ø 5.5
3KTM55144	Vástago Liso 3K T.40 L: 144 Ø 5.5
3KTM55158	Vástago Liso 3K T.40 L: 158 Ø 5.5
3KTM55185	Vástago Liso 3K T.40 L: 185 Ø 5.5
3KTM55250	Vástago Liso 3K T.40 L: 250 Ø 5.5

S,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KTCC55300	Vástago Liso 3K Cromo-cobalto L: 300 Ø 5.5
3KTCC55500	Vástago Liso 3K Cromo-cobalto L: 500 Ø 5.5
3KTP4640	Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 5
3KTP4650	Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 5
3KTP4664	Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 5
3KTP4678	Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 5
3KTP4692	Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 5
3KTP46106	Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 5
3KTP46120	Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 5
3KTP46132	Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 5
3KTP46144	Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 5
3KTP46158	Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 5
3KTP46185	Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 5
3KTP46250	Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 5
3KTP46325	Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 5
3KTP46400	Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 5
3KTP46500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 5
3KTP46600	Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 5
3KTPM540	Vástago Liso 3K T.40 L: 40 Ø 5
3KTPM550	Vástago Liso 3K T.40 L: 50 Ø 5



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KTPM564	Vástago Liso 3K T.40 L: 64 Ø 5
3KTPM578	Vástago Liso 3K T.40 L: 78 Ø 5
3KTPM592	Vástago Liso 3K T.40 L: 92 Ø 5
3KTPM5106	Vástago Liso 3K T.40 L: 106 Ø 5
3KTPM5120	Vástago Liso 3K T.40 L: 120 Ø 5
3KTPM5132	Vástago Liso 3K T.40 L: 132 Ø 5
3KTPM5144	Vástago Liso 3K T.40 L: 144 Ø 5
3KTPM5158	Vástago Liso 3K T.40 L: 158 Ø 5
3KTPM5185	Vástago Liso 3K T.40 L: 185 Ø 5
3KTPM5250	Vástago Liso 3K T.40 L: 250 Ø 5
3KTT66500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 4.5
3KT401	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Corto
δ 3KT402	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Mediano
3KT403	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Largo
3KT404	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Extra Largo
3KT301	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Corto
3KT302	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Mediano
3KT303	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Largo
3KT304	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Extra Largo
3KTF5650	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Corto



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KTF5680	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Mediano
3KTF56110	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Largo
3KTF56250	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Extra Largo
3KTSL66300	Vástago T. 40 3K Ø 1 L 300
3KTDD204	Vástago Doble Diámetro L 500
3KBTCM25550	Barra Transversal Lisa 3K L: 55
3KBTCC25650	Barra Transversal Lisa 3K L: 65
3KBTC25750	Barra Transversal Lisa 3K L: 75
3KBTCL25900	Barra Transversal Lisa 3K L: 90
3KBC560-A	Gancho para Barra Transversal 3K + Tornillo de bloqueo Largo
3KDTP35-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 35
3KDTP45-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 45
3KDTP55-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 55
3KDTP65-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 65
3KDTP75-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 75
3KVDT05	Tornillo de Bloqueo DTT
3KPTLA950	Placa Transversal Lisa 3K L: 50
3KPTLB960	Placa Transversal Lisa 3K L: 60
3KPTLC970	Placa Transversal Lisa 3K L: 70
3KPTC65-A	Gancho para Placa Transversal 3K + Tuerca plana



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KPTCE57	Tuerca Plana 3K
3KCTB136-A	Gancho Transversal Barra Monobloc corta + Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB137-A	Gancho Transversal Barra Monobloc mediana +Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB138-A	Gancho Transversal Barra Monobloc larga +Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB139-A	Gancho Transversal Barra Monobloc extra larga +Tornillo de bloqueo mediano
3KCP9080-A	Gancho Pedicular 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPGR9181-A	Gancho Pedicular 3K Garganta reducida + tornillo de bloqueo estándar
3KCPS9383-A	Gancho Pedicular Garganta pequeña + Tornillo de bloqueo estándar
3K CPR9282-A	Gancho Pedicular de Reducción 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCL6595-A	Gancho Lumbar 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCT4570-A	Gancho Torácico 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLG5582-A	Gancho laminar garganta mediana + tornillo de bloqueo estándar
3KCTR1050-A	Gancho Transverso 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCTO1060-A	Gancho Transverso Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KCTT1070-A	Gancho Transverso Torácico Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCSO1080-A	Gancho sub-laminar Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCCA5090-A	Gancho de Cuerpo Alargado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCCDD5095-A	Gancho Offset a la derecha 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KCCDG9550-A	Gancho Offset a la Izquierda 3K +Tornillo de bloqueo mediano
3KCDDO5196-A	Gancho Offset a la Derecha Abierto 3K +Tornillo de bloqueo estándar
3KCDGO9651-A	Gancho Offset a la Izquierda Abierto 3K +Tornillo de bloqueo estándar
3KCDDT5175-A	Gancho Offset a la Derecha Torácico 3K +Tornillo de bloqueo mediano
3KCDGT7551-A	Gancho Offset a la Izquierda Torácico 3K +Tornillo de bloqueo mediano
3KCDTO5276-A	Gancho Offset a la Derecha Torácico Abierto 3K +tornillo de bloqueo estándar
3KCGTO7652-A	Gancho Offset a la Izq. Torácico Abierto 3K +tornillo de bloqueo estándar
3KCLD4065-A	Gancho Lame Offset a la Derecha 3K + Tornillo de



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Bloqueo mediano

3KCLDG6540-A	Gancho Lame a <i>Offset</i> la Izquierda 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCLDO4166-A	Gancho Lame <i>Offset</i> a la Derecha Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLGO6641-A	Gancho Lame <i>Offset</i> a la Izquierda Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLR4595-A	Gancho Lumbar Lame Reducida 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCTRD4595-A	Gancho Torácico Lame Reducida 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPA121-A	Gancho Pedicular Adaptable de Reducción 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPMA123-A	Gancho Pedicular adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLA124-A	Gancho Lumbar Adaptable de reducción 3K + tornillo de Bloqueo estándar
3KCLMA125-A	Gancho Lumbar Adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCTA126-A	Gancho Torácico Adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPM8590-A	Gancho Pedicular modificado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLM9565-A	Gancho Lumbar Modificado 3K + tornillo de bloqueo

5.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	estándar
3KCTM7045-A	Gancho Torácico Modificado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KPS105-A	Placa para Fijación Sacro + tornillo de bloqueo grande + tornillo de bloqueo mediano
3KPSV106	Tornillo para Alerón del sacro 3K
3KPSVL114	Tornillo para Alerón del sacro 3K Largo
3KPIS120-A	Placa Iliosacro 3K + tornillo de bloqueo estándar métrico
3KPISVA11355	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:55
3KPISVB11360	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:60
3KPISVC11370	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:70
3KDC101-A	Dominó Cuadrado 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos
3KDD104-A	Dominó Derecho 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos
3KAR101-A	Dispositivo de Recuperación 3K + tornillo de bloqueo largo
3KANR111-A	Anillo de Recuperación 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KAB102-A	Anillo de Bloqueo Abierto 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVBB1005	Tornillo de Bloqueo estándar 3K Buttress
3KVBP1002	Tornillo de Bloqueo grande 3K
3KVBC1004	Tornillo de Bloqueo Deslizante
3KVAP1006	Tornillo de Bloqueo Pediátrico 3K
3KCPV401	Tornillo de Fijación para Gancho Pedicular 3K Ø 4

5,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KCLV402	Tornillo de Fijación para Gancho Lumbar 3K Ø 4
3KCTV403	Tornillo de Fijación para Gancho Torácico 3K Ø 4
3KBCV601	Tornillo de Bloqueo 3K Largo Ø 6 L: 5
3KDCV602	Tornillo de Bloqueo 3K Mediano Ø 6 L: 5
3KCCV603	Tornillo de Bloqueo 3K Corto Ø 6 L: 5
3KVDF536-A	Tornillo Dorsal Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVDLF541	Tornillo Dorsal Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVLFC636-A	Tornillo Lumbar Cerrado Corto 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVLF641-A	Tornillo Lumbar Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVLFL646-A	Tornillo Lumbar Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSFC736-A	Tornillo Sacro Cerrado Corto 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSF741-A	Tornillo Sacro Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSFL746-A	Tornillo Sacro Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVAD1536	Tornillo Anterior Dorsal 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVADL1541-A	Tornillo Anterior Dorsal Largo 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVALC1636-A	Tornillo Anterior Lumbar Corto 3K + tornillo de bloqueo largo



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVAL1641-A	Tornillo Anterior Lumbar 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVALL1646-A	Tornillo Anterior Lumbar Largo 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVASC1736-A	Tornillo Anterior Sacro Corto 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVAS1741-A	Tornillo Anterior Sacro 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVASL1746-A	Tornillo Anterior Sacro Largo 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVPC425-A	Tornillo Pedicular Pediátrico corto 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPL435-A	Tornillo Pedicular Pediátrico Largo 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP425-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 25 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP430-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP435-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP440-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP445-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP450-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP530-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 30 + tornillo de bloqueo



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	pediátrico
3KVP535-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP540-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP545-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP550-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP555-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP560-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP630-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
5, 3KVP635-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP640-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP645-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP650-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP655-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 55 + tornillo de bloqueo





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	pediátrico
3KVP660-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP730-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP735-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP740-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP745-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP750-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP755-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
5. 3KVP760-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP830-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP835-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP840-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP845-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 45 + tornillo de bloqueo



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	pediátrico
3KVP850-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP855-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR425-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:25 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR430-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR435-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR440-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR445-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR450-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR530-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR535-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR540-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR545-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:45 +tornillo de



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	bloqueo pediátrico
3KVPR550-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR555-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR560-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR630-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR635-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR640-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR645-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
5, 3KVPR650-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR655-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR660-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR730-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR735-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:35 +tornillo de



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	bloqueo pediátrico
3KVPR740-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR745-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR750-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR755-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR760-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR830-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR835-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR840-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR845-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR850-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR855-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA425-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 25 + tornillo de



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	bloqueo pediátrico
3KVPA430-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA435-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA440-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA445-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA450-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA530-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA535-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA540-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA545-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA550-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA555-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA560-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 60 + tornillo de

J.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	bloqueo pediátrico
3KVPA630-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA635-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA640-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA645-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA650-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA655-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA660-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
5 - 3KVPA730-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA735-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA740-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA745-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA750-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 50 + tornillo de





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	bloqueo pediátrico
3KVPA755-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA760-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA830-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA835-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA840-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA845-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA850-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
5. 3KVPA855-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR425-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:25+tornillo de bloqueo ped.
3KVPR430-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:30+tornillo de bloqueo ped.
3KVPR435-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPR440-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:40+tornillo



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	de bloqueo ped
3KVPRA445-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:45+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA450-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:50+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA530-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:30+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA535-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA540-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:40+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA545-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:45+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA550-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:50+tornillo de bloqueo ped
§, 3KVPRA555-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:55+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA560-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:60+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA630-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:30+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA635-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA640-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:40+tornillo





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	de bloqueo ped
3KVPRA645-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:45+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA650-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:50+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA655-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:55+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA660-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:60+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA730-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:30+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA735-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA740-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:40+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA745-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:45+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA750-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:50+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA755-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:55+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA760-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:60+tornillo de bloqueo ped
3KCPP6080-A	Gancho Pedicular Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	pediátrico
3KCPPI6070-A	Gancho Pedicular pediátrico de Reducción 3K +tornillo de bloqueo pediátrico
3KPPR6060-A	Gancho Pedicular Pediátrico 3K Garganta Reducida + tornillo de bloqueo pediátrico
3KCLP7555-A	Gancho Lumbar Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
3KCTP5540-A	Gancho Torácico Pediátrico 3K + Tornillo de bloqueo pediátrico
3KCLDP3964-A	Gancho Lame Offset Derecha Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KCLGP6439-A	Gancho Lame Offset Izquierda Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KDP109-A	Dominó Pediátrico 3K + 2 tornillos de bloqueo medianos
3KCBL4047-A	Gancho Baby Laminar 3K + tornillo de bloqueo corto
3KCBS4050-A	Gancho Baby Sacro 3K + tornillo de bloqueo corto
3KTB66200	Vástago Liso 3K TA6V L: 200 Ø 3.3
3KCRP860-A	Gancho Transversal Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KBTP01	Barra Transversal Pediátrica Corta
3KBTP02	Barra Transversal Pediátrica Mediana
3KBTP03	Barra Transversal Pediátrica Larga





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KTFC117	Conector Vástagos Flexibles 3K
3KTFC118	Conector Vástagos Flexibles 3mm 3K
3KTF76201	Vástago Flexible Corto
3KTF76202	Vástago Flexible Mediano
3KTF76203	Vástago Flexible Largo
3KTF76204	Vástago Flexible Extra Largo
3KTF76205	Vástago Flexible 3K L: 90
3KTF76206	Vástago Flexible 3K L: 132
3KTF76207	Vástago Flexible 3K L: 158
3KTF76208	Vástago Flexible 3K L: 185
3KPSAD118-A	Placa Sacro de Cabeza Adaptable Derecha 3K +tornillo de bloqueo estándar
§, 3KPSAG119-A	Placa Sacro Cabeza Adaptable Izquierda 3K +tornillo de bloqueo estándar
3KVPSA35-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 35
3KVPSA40-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 40
3KVPSA45-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 45
3KPSA50-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 50
3KPSA55-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 55
3KPSA60-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 60
3KAIE122-A	Adaptador Interespinal 3K + tornillo de bloqueo





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KAIE81	Tornillo de Bloqueo para Adaptador Interespinal 3K
3KADS127	Grapa Vertebral Derecha Small 3K
3KAGS128	Grapa Vertebral Izquierda Small 3K
3KAD129	Grapa Vertebral Derecha Estándar 3K
3KAG130	Grapa Vertebral Izquierda Estándar 3K
3KADL131	Grapa Vertebral Derecha Grande 3K
3KAGL132	Grapa Vertebral Izquierda Grande 3K
3KVC410-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 10 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC412-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 12 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC414-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 14 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC416-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 16 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC418-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 18 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC420-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 20 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC422-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 22 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC425-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 25 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC430-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 30 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC435-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 35 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC440-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 40 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC80	Tornillo de Bloqueo Cervical
3KCPC475-A	Gancho Cervical Posterior 3K + tornillo de bloqueo mediano





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KCPTA430	Vástago Cervical Posterior 3K L: 30
3KCPTB455	Vástago Cervical Posterior 3K L: 55
3KCPTC475	Vástago Cervical Posterior 3K L: 75
3KCPTD4100	Vástago Cervical Posterior 3K L: 100
3KCPT E4125	Vástago Cervical Posterior 3K L: 125
3KCPT F4250	Vástago Cervical Posterior 3K L: 250
3KCC201-A	Conector Cervical + tornillo de bloqueo mediano
3KCLC202-A	Gancho Laminar Cervical + tornillo de bloqueo cervical
3KCLS203-A	Gancho Laminar Cervical small + tornillo de bloqueo cervical
3KCDCD204-A	Gancho Offset a la Derecha + tornillo de bloqueo cervical
3KCD CG205-A	Gancho Offset a la Izquierda + tornillo de bloqueo cervical
3KCTC206-A	Gancho Transversal Cervical + tornillo de bloqueo mediano
3KTBC207	Barra Transversal Cervical corta
3KTBC208	Barra transversal Cervical Mediana
3KTBC209	Barra Transversal Cervical Larga
3KCLO210-A	Gancho Laminar Occipital + tornillo de bloqueo largo
3KCLOS211-A	Gancho Laminar Occipital Small+ tornillo de bloqueo largo
3KPOC41185	Placa Occipito-cervical 3K
3KPOCL41220	Placa Occipito-cervical Mediana 3K
3KPOCL41270	Placa Occipito-cervical Larga 3K

5,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVOC06	Tornillo Occipito-cervical Corto 3K
3KVOC08	Tornillo Occipito-cervical Largo 3K
3KCCF413	Gancho Contractor Roscado 3K
3KCCL414	Gancho Contractor Liso 3K
3KTC480	Vástago Contractor Roscado 3K
3KEC481	Tuerca para Contractor 3K
3KDCO110-A	Dominó Cuadrado Abierto 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: FRADIS Medical

Lugar/es de elaboración: Zone Industrielle BP 23, 52800 NOGENT, Francia

Expediente Nº 1-47-8996/11-7

DISPOSICIÓN Nº **5 0 8 5**

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

.....**5085**.....

Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

5085




TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

1. Fabricado por FRADIS Medical – Zone Industrielle BP 23 – 52800 NOGENT – Francia.
2. Importado por TESIS S.R.L – Calle 46 Nº 1353 – 1900 La Plata – Buenos Aires.
3. Sistema de Osteosíntesis Espinal, Modelo: 3K, Marca: Fradis.
4. Formas de presentación: El Sistema de Osteosíntesis espinal se presenta de la siguiente manera;

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
3KVCT425-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT430-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL435-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXT440-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLT445-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXT450-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT4525-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT4530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT4535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT4540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCD525-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCD530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXD545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXD550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD570-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPAŠIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497 M.P. 13.287




5085



TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1363
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVD5530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSL625-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCL630-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL635-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL640-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL645-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXL650-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXL655-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXL660-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXL670-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXL680-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCS725-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar


D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.492/M.F. 13.287

5085



TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVSS730-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCS735-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS740-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLS745-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXS750-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLS755-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXS760-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXS770-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXS780-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSE830-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSE835-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRE840-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXE845-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR850-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR855-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR860-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR870-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVR650-A	Tornillo Pedicular de Rappel 3K + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCTA254-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar


DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPANIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.P. 13.287


5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVTA304-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLTA354-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXTA404-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLT4454-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXTA504-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4525-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4530-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4535-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4540-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCDA525-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCDA305-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA355-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLDA405-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXDA455-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXDA505-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVX LDA555-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVX LDA605-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVX LDA655-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVX LDA705-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5530-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5535-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5540-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5545-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5550-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5555-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5560-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPANIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.492 - M.P. 13.287




5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVSCLA256-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCLA306-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCLA356-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA406-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLLA456-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLA506-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA556-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA606-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA656-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA706-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA806-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6530-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6535-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6540-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6545-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6550-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6555-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6560-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSCSA257-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCSA307-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCSA357-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA407-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLSA457-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXSA507-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLSA557-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXSA607-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASTIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.457 M.P. 13.287



5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVXXSA657-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXSA707-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXSA807-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7530-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7535-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7540-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7545-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7550-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7555-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7560-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA308-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA358-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA408-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA458-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA508-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA558-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA608-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA658-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA708-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA254-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA304-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA354-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA404-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA454-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA504-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA255-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.487-M.P. 13.287



5085





TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454


3KVRA305-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA355-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA405-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA455-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA505-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA555-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA605-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:60 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA256-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA306-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA356-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA406-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA456-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA506-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA556-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA606-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:60 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA656-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:65 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA706-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:70 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA257-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ7 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA307-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ7 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA357-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA407-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA457-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA507-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA557-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA607-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA657-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:65 + Tornillo de bloqueo estándar


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPANIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.497 M.P. 13.287




5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVRA707-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC425-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC430-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC435-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC440-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC445-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC450-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC525-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC530-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC535-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC540-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC545-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC550-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC555-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC560-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC565-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC570-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC625-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC630-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC635-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC640-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC645-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC650-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC655-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC660-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC665-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar


D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-B.F. 13.287




5085





TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 N°1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454


3KVMC670-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC725-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC730-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC735-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC740-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC745-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC750-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC755-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC760-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC765-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC770-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC830-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC835-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC840-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC845-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC850-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC855-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC860-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC865-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC870-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR425-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR430-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR435-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR440-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR445-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR450-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar


D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPANIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.P. 13 287




5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVMR530-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR535-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR540-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR545-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR550-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR630-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR635-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR640-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR645-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR650-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR655-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR730-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR735-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR740-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR745-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR750-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR755-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP530-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP535-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP540-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP545-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP550-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP555-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP560-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5530-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5535-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar


D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.497/M.F. 13.287



5085





TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVCP5540-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5545-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5550-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5555-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5560-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP630-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP635-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP640-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP645-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP650-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP655-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP660-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6530-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6535-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6540-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6545-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6550-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6555-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6560-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP730-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP735-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP740-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP745-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP750-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP755-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP760-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar


D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-ME/13.287



5085





TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVCP7530-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7535-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7540-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7545-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7550-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7555-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7560-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP830-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP835-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP840-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP845-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP850-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP855-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP860-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8530-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8535-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8540-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8545-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8550-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8555-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8560-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KTL1640	Vástago liso 3K T.40 L: 40 Ø 6
3KTL1650	Vástago liso 3K T.40 L: 50 Ø 6
3KTL1664	Vástago liso 3K T.40 L. 64 Ø 6
3KTL1678	Vástago liso 3K T.40 L: 78 Ø 6
3KTL1692	Vástago liso 3K T.40 L. 92 Ø 6


DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.F. 13.287




5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KTL16106	Vástago liso 3K T.40 L: 106 Ø 6
3KTL16120	Vástago liso 3K T.40 L: 120 Ø 6
3KTL16132	Vástago liso 3K T.40 L: 132 Ø 6
3KTL16144	Vástago liso 3K T.40 L: 144 Ø 6
3KTL16158	Vástago liso 3K T.40 L: 158 Ø 6
3KTL16185	Vástago liso 3K T.40 L: 185 Ø 6
3KTL16250	Vástago liso 3K T.40 L: 250 Ø 6
3KTL16325	Vástago liso 3K T.40 L: 325 Ø 6
3KTL16400	Vástago liso 3K T.40 L: 400 Ø 6
3KTL16500	Vástago liso 3K T.40 L: 500 Ø 6
3KTR2640	Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 6
3KTR2650	Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 6
3KTR2664	Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 6
3KTR2678	Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 6
3KTR2692	Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 6
3KTR26106	Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 6
3KTR26120	Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 6
3KTR26132	Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 6
3KTR26144	Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 6
3KTR26158	Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 6
3KTR26185	Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 6
3KTR26250	Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 6
3KTR26300	Vástago Liso 3K TA6V L: 300 Ø 6
3KTR26325	Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 6
3KTR26350	Vástago Liso 3K TA6V L: 350 Ø 6
3KTR26375	Vástago Liso 3K TA6V L: 375 Ø 6


D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PARSIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.497 - M.P. 13.287



5085





TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1333
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KTR26400	Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 6
3KTR26500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 6
3KTR26600	Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 6
3KTS3640	Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 5.5
3KTS3650	Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 5.5
3KTS3664	Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 5.5
3KTS3678	Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 5.5
3KTS3692	Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 5.5
3KTS36106	Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 5.5
3KTS36120	Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 5.5
3KTS36132	Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 5.5
3KTS36144	Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 5.5
3KTS36158	Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 5.5
3KTS36185	Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 5.5
3KTS36250	Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 5.5
3KTS36325	Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 5.5
3KTS36400	Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 5.5
3KTS36500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 5.5
3KTS36600	Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 5.5
3KTM5540	Vástago Liso 3K T.40 L: 40 Ø 5.5
3KTM5550	Vástago Liso 3K T.40 L: 50 Ø 5.5
3KTM5564	Vástago Liso 3K T.40 L: 64 Ø 5.5
3KTM5578	Vástago Liso 3K T.40 L: 78 Ø 5.5
3KTM5592	Vástago Liso 3K T.40 L: 92 Ø 5.5
3KTM55106	Vástago Liso 3K T.40 L: 106 Ø 5.5
3KTM55120	Vástago Liso 3K T.40 L: 120 Ø 5.5


D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPANIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497 - M.F. 13.287




5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KTM55132	Vástago Liso 3K T.40 L: 132 Ø 5.5
3KTM55144	Vástago Liso 3K T.40 L: 144 Ø 5.5
3KTM55158	Vástago Liso 3K T.40 L: 158 Ø 5.5
3KTM55185	Vástago Liso 3K T.40 L: 185 Ø 5.5
3KTM55250	Vástago Liso 3K T.40 L: 250 Ø 5.5
3KTCC55300	Vástago Liso 3K Cromo-cobalto L: 300 Ø 5.5
3KTCC55500	Vástago Liso 3K Cromo-cobalto L: 500 Ø 5.5
3KTP4640	Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 5
3KTP4650	Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 5
3KTP4664	Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 5
3KTP4678	Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 5
3KTP4692	Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 5
3KTP46106	Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 5
3KTP46120	Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 5
3KTP46132	Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 5
3KTP46144	Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 5
3KTP46158	Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 5
3KTP46185	Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 5
3KTP46250	Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 5
3KTP46325	Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 5
3KTP46400	Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 5
3KTP46500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 5
3KTP46600	Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 5
3KTPM540	Vástago Liso 3K T.40 L: 40 Ø 5
3KTPM550	Vástago Liso 3K T.40 L: 50 Ø 5
3KTPM564	Vástago Liso 3K T.40 L: 64 Ø 5


D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.497/M.F. 13.287

5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 N°1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KTPM578	Vástago Liso 3K T.40 L: 78 Ø 5
3KTPM592	Vástago Liso 3K T.40 L: 92 Ø 5
3KTPM5106	Vástago Liso 3K T.40 L: 106 Ø 5
3KTPM5120	Vástago Liso 3K T.40 L: 120 Ø 5
3KTPM5132	Vástago Liso 3K T.40 L: 132 Ø 5
3KTPM5144	Vástago Liso 3K T.40 L: 144 Ø 5
3KTPM5158	Vástago Liso 3K T.40 L: 158 Ø 5
3KTPM5185	Vástago Liso 3K T.40 L: 185 Ø 5
3KTPM5250	Vástago Liso 3K T.40 L: 250 Ø 5
3KTT66500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 4.5
3KT401	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Corto
3KT402	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Mediano
3KT403	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Largo
3KT404	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Extra Largo
3KT301	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Corto
3KT302	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Mediano
3KT303	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Largo
3KT304	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Extra Largo
3KTF5650	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Corto
3KTF5680	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Mediano
3KTF56110	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Largo
3KTF56250	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Extra Largo
3KTSL66300	Vástago T. 40 3K Ø 1 L 300
3KTDD204	Vástago Doble Diámetro L 500
3KBTCM25550	Barra Transversal Lisa 3K L: 55
3KBTCM25650	Barra Transversal Lisa 3K L: 65


RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M-F 13 287




5085



TESIS
TESIS S.R.L.

 ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
 Calle 46 Nº1353
 1900 La Plata, Bs. As., Argentina
 Tel/fax: 0054-221-4796454

3KBTC25750	Barra Transversal Lisa 3K L: 75
3KBTCL25900	Barra Transversal Lisa 3K L: 90
3KBC560-A	Gancho para Barra Transversal 3K + Tornillo de bloqueo Largo
3KDTP35-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 35
3KDTP45-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 45
3KDTP55-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 55
3KDTP65-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 65
3KDTP75-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 75
3KVDT05	Tornillo de Bloqueo DTT
3KPTLA950	Placa Transversal Lisa 3K L: 50
3KPTLB960	Placa Transversal Lisa 3K L: 60
3KPTLC970	Placa Transversal Lisa 3K L: 70
3KPTC65-A	Gancho para Placa Transversal 3K + Tuerca plana
3KPTCE57	Tuerca Plana 3K
3KCTB136-A	Gancho Transversal Barra Monobloc corta + Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB137-A	Gancho Transversal Barra Monobloc mediana + Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB138-A	Gancho Transversal Barra Monobloc larga + Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB139-A	Gancho Transversal Barra Monobloc extra larga + Tornillo de bloqueo mediano
3KCP9080-A	Gancho Pedicular 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPGR9181-A	Gancho Pedicular 3K Garganta reducida + tornillo de bloqueo estándar
3KCPSP9383-A	Gancho Pedicular Garganta pequeña + Tornillo de bloqueo estándar
3KCPRP9282-A	Gancho Pedicular de Reducción 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCL6595-A	Gancho Lumbar 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCT4570-A	Gancho Torácico 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLG5582-A	Gancho laminar garganta mediana + tornillo de bloqueo estándar
3KCTR1050-A	Gancho Transverso 3K + Tornillo de bloqueo mediano



JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE



A. MURIEL PAPANIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497/M.F. 13.287



5085





TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KCTO1060-A	Gancho Transverso Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCTT1070-A	Gancho Transverso Torácico Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCSO1080-A	Gancho sub-laminar Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCCA5090-A	Gancho de Cuerpo Alargado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCCDD5095-A	Gancho <i>Offset</i> a la Derecha 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCCDG9550-A	Gancho <i>Offset</i> a la Izquierda 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCDDO5196-A	Gancho <i>Offset</i> a la Derecha Abierto 3K + Tornillo de bloqueo estándar
3KCDGO9651-A	Gancho <i>Offset</i> a la Izquierda Abierto 3K + Tornillo de bloqueo estándar
3KCCDT5175-A	Gancho <i>Offset</i> a la Derecha Torácico 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCDGT7551-A	Gancho <i>Offset</i> a la Izquierda Torácico 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCDTO5276-A	Gancho <i>Offset</i> a la Derecha Torácico Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCGTO7652-A	Gancho <i>Offset</i> a la Izq. Torácico Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLDD4065-A	Gancho Lame <i>Offset</i> a la Derecha 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCLDG6540-A	Gancho Lame a <i>Offset</i> la Izquierda 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCLDO4166-A	Gancho Lame <i>Offset</i> a la Derecha Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLGO6641-A	Gancho Lame <i>Offset</i> a la Izquierda Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLR4595-A	Gancho Lumbar Lame Reducida 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCTRD4595-A	Gancho Torácico Lame Reducida 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPA121-A	Gancho Pedicular Adaptable de Reducción 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPMA123-A	Gancho Pedicular adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLA124-A	Gancho Lumbar Adaptable de reducción 3K + tornillo de Bloqueo estándar
3KCLMA125-A	Gancho Lumbar Adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCTA126-A	Gancho Torácico Adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPM8590-A	Gancho Pedicular modificado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLM9565-A	Gancho Lumbar Modificado 3K + tornillo de bloqueo estándar


J. R. ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PARASIAN KNOLL
DIRECTOR TÉCNICA
M.N. 12.497-M.P. 13.287




5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KCTM7045-A	Gancho Torácico Modificado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KPS105-A	Placa para Fijación Sacro + tornillo de bloqueo grande + tornillo de bloqueo mediano
3KPSV106	Tornillo para Alerón del sacro 3K
3KPSVL114	Tornillo para Alerón del sacro 3K Largo
3KPIS120-A	Placa Iliosacro 3K + tornillo de bloqueo estándar métrico
3KPISVA11355	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:55
3KPISVB11360	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:60
3KPISVC11370	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:70
3KDC101-A	Dominó Cuadrado 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos
3KDD104-A	Dominó Derecho 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos
3KAR101-A	Dispositivo de Recuperación 3K + tornillo de bloqueo largo
3KANR111-A	Anillo de Recuperación 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KAB102-A	Anillo de Bloqueo Abierto 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVBB1005	Tornillo de Bloqueo estándar 3K Buttress
3KVBP1002	Tornillo de Bloqueo grande 3K
3KVBC1004	Tornillo de Bloqueo Deslizante
3KVAP1006	Tornillo de Bloqueo Pediátrico 3K
3KCPV401	Tornillo de Fijación para Gancho Pedicular 3K Ø 4
3KCLV402	Tornillo de Fijación para Gancho Lumbar 3K Ø 4
3KCTV403	Tornillo de Fijación para Gancho Torácico 3K Ø 4
3KBCV601	Tornillo de Bloqueo 3K Largo Ø 6 L: 5
3KDCV602	Tornillo de Bloqueo 3K Mediano Ø 6 L: 5
3KCCV603	Tornillo de Bloqueo 3K Corto Ø 6 L: 5
3KVDF536-A	Tornillo Dorsal Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVDF541	Tornillo Dorsal Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVLFC636-A	Tornillo Lumbar Cerrado Corto 3K + tornillo de bloqueo mediano


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497 M.P. 13.287



5085





TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454


3KVL641-A	Tornillo Lumbar Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVL646-A	Tornillo Lumbar Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSFC736-A	Tornillo Sacro Cerrado Corto 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSF741-A	Tornillo Sacro Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSFL746-A	Tornillo Sacro Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVAD1536	Tornillo Anterior Dorsal 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVADL1541-A	Tornillo Anterior Dorsal Largo 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVALC1636-A	Tornillo Anterior Lumbar Corto 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVAL1641-A	Tornillo Anterior Lumbar 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVALL1646-A	Tornillo Anterior Lumbar Largo 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVASC1736-A	Tornillo Anterior Sacro Corto 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVAS1741-A	Tornillo Anterior Sacro 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVASL1746-A	Tornillo Anterior Sacro Largo 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVPC425-A	Tornillo Pedicular Pediátrico corto 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPL435-A	Tornillo Pedicular Pediátrico Largo 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP425-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 25 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP430-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP435-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP440-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP445-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP450-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP530-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP535-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP540-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP545-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP550-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASICH KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.F. 13.287


1


5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVP555-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP560-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP630-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP635-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP640-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP645-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP650-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP655-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP660-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP730-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP735-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP740-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP745-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP750-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP755-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP760-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP830-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP835-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP840-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP845-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP850-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP855-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR425-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:25 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR430-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR435-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR440-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico

 JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

 A. MURIEL PAPANIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.F. 13 287




5085




TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As. Argentino
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVPR445-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR450-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR530-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR535-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR540-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR545-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR550-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR555-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR560-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR630-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR635-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR640-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR645-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR650-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR655-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR660-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR730-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR735-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR740-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR745-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
KVPR750-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR755-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR760-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR830-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR835-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR840-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.P. 13.287







TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVPR845-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR850-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR855-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA425-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 25 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA430-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA435-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA440-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA445-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA450-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA530-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA535-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA540-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA545-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA550-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA555-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA560-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA630-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA635-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA640-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA645-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA650-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA655-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA660-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA730-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA735-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA740-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.491-M.F. 13.287




5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVPA745-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA750-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA755-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA760-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA830-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA835-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA840-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA845-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA850-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA855-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPRA425-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:25+tornillo de bloqueo ped.
3KVPRA430-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:30+tornillo de bloqueo ped.
3KVPRA435-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA440-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:40+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA445-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:45+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA450-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:50+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA530-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:30+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA535-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA540-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:40+ tornillo de bloqueo ped
3KVPRA545-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:45+ tornillo de bloqueo ped
3KVPRA550-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:50+ tornillo de bloqueo ped
3KVPRA555-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:55+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA560-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:60+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA630-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:30+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA635-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA640-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:40+tornillo de bloqueo ped


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLI
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.494-M-F 13.287




5085





TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVPRA645-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:45+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA650-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:50+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA655-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:55+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA660-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:60+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA730-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:30+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA735-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA740-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:40+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA745-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:45+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA750-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:50+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA755-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:55+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA760-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:60+tornillo de bloqueo ped
3KCPP6080-A	Gancho Pedicular Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
3KCPPI6070-A	Gancho Pedicular pediátrico de Reducción 3K +tornillo de bloqueo pediátrico
3KCPPR6060-A	Gancho Pedicular Pediátrico 3K Garganta Reducida + tornillo de bloqueo pediátrico
3KCLP7555-A	Gancho Lumbar Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
3KCTP5540-A	Gancho Torácico Pediátrico 3K + Tornillo de bloqueo pediátrico
3KCLDP3964-A	Gancho Lame <i>Offset</i> Derecha Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KCLGP6439-A	Gancho Lame <i>Offset</i> Izquierda Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KDP109-A	Dominó Pediátrico 3K + 2 tornillos de bloqueo medianos
3KCBL4047-A	Gancho Baby Laminar 3K + tornillo de bloqueo corto
3KCBS4050-A	Gancho Baby Sacro 3K + tornillo de bloqueo corto
3KTB66200	Vástago Liso 3K TA6V L: 200 Ø 3.3
3KCRP860-A	Gancho Transversal Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KBTP01	Barra Transversal Pediátrica Corta
3KBTP02	Barra Transversal Pediátrica Mediana
3KBTP03	Barra Transversal Pediátrica Larga


JORGE RIVALDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPANIAN KNOLL
DIRECTORA MEDICA
M.N. 12.497-M-13.287



5085





TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICOS HORTALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454


3KTFC117	Conector Vástagos Flexibles 3K
3KTFC118	Conector Vástagos Flexibles 3mm 3K
3KTF76201	Vástago Flexible Corto
3KTF76202	Vástago Flexible Mediano
3KTF76203	Vástago Flexible Largo
3KTF76204	Vástago Flexible Extra Largo
3KTF76205	Vástago Flexible 3K L: 90
3KTF76206	Vástago Flexible 3K L: 132
3KTF76207	Vástago Flexible 3K L: 158
3KTF76208	Vástago Flexible 3K L: 185
3KPSAD118-A	Placa Sacro de Cabeza Adaptable Derecha 3K +tornillo de bloqueo estándar
3KPSAG119-A	Placa Sacro Cabeza Adaptable Izquierda 3K +tornillo de bloqueo estándar
3KVPSA35-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 35
3KVPSA40-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 40
3KVPSA45-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 45
3KPSA50-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 50
3KPSA55-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 55
3KPSA60-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 60
3KAIE122-A	Adaptador Interespinal 3K + tornillo de bloqueo
3KAIE81	Tornillo de Bloqueo para Adaptador Interespinal 3K
3KADS127	Grapa Vertebral Derecha Small 3K
3KAGS128	Grapa Vertebral Izquierda Small 3K
3KAD129	Grapa Vertebral Derecha Estándar 3K
3KAG130	Grapa Vertebral Izquierda Estándar 3K
3KADL131	Grapa Vertebral Derecha Grande 3K
3KAGL132	Grapa Vertebral Izquierda Grande 3K


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.497-M-13.287




5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454


3KVC410-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 10 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC412-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 12 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC414-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 14 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC416-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 16 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC418-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 18 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC420-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 20 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC422-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 22 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC425-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 25 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC430-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 30 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC435-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 35 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC440-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 40 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC80	Tornillo de Bloqueo Cervical
3KCPC475-A	Gancho Cervical Posterior 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KCPTA430	Vástago Cervical Posterior 3K L: 30
3KCPTB455	Vástago Cervical Posterior 3K L: 55
3KCPTC475	Vástago Cervical Posterior 3K L: 75
3KCPTD4100	Vástago Cervical Posterior 3K L: 100
3KCPTF4125	Vástago Cervical Posterior 3K L: 125
3KCPTG4250	Vástago Cervical Posterior 3K L: 250
3KCC201-A	Conector Cervical + tornillo de bloqueo mediano
3KCLC202-A	Gancho Laminar Cervical + tornillo de bloqueo cervical
3KCLS203-A	Gancho Laminar Cervical small + tornillo de bloqueo cervical
3KCDCD204-A	Gancho <i>Offset</i> a la Derecha + tornillo de bloqueo cervical
3KCDG205-A	Gancho <i>Offset</i> a la Izquierda + tornillo de bloqueo cervical
3KCTC206-A	Gancho Transversal Cervical + tornillo de bloqueo mediano
3KTBC207	Barra Transversal Cervical corta


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPIAS KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.497 - N.P. 13.287



5085


TESIS
 TESIS S.R.L.

 ABASTECIMIENTOS MEDICO HOSPITALARIOS
 Calle 46 Nº1353
 1900 La Plata, Bs. As., Argentina
 Tel/fax: 0054-221-4796454

3KTBC208	Barra transversal Cervical Mediana
3KTBC209	Barra Transversal Cervical Larga
3KCLO210-A	Gancho Laminar Occipital + tornillo de bloqueo largo
3KCLOS211-A	Gancho Laminar Occipital Small+ tornillo de bloqueo largo
3KPOC41185	Placa Occipito-cervical 3K
3KPOCL41220	Placa Occipito-cervical Mediana 3K
3KPOCL41270	Placa Occipito-cervical Larga 3K
3KVOC06	Tornillo Occipito-cervical Corto 3K
3KVOC08	Tornillo Occipito-cervical Largo 3K
3KCCF413	Gancho Contractor Roscado 3K
3KCL414	Gancho Contractor Liso 3K
3KTC480	Vástago Contractor Roscado 3K
3KEC481	Tuerca para Contractor 3K
3KDCO110-A	Dominó Cuadrado Abierto 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos

5. Nº Lote:
6. Producto de UN SOLO USO.
7. Producto No Estéril.
8. Directora técnica: Adriana Muriel Papasian – farmacéutica – MN 12497
9. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-867-29
10. Condición de venta: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias


Modo de Uso

El cirujano debe estar plenamente familiarizado con todos los aspectos de las técnicas quirúrgicas para la implantación de sistemas espinal en general y el Sistema de 3 K en particular.


El éxito de la operación está estrechamente relacionado con la consecución de la fusión ósea, lo cual es un riesgo aceptado de la operación.

Una selección de pacientes con condiciones, y un correcto seguimiento de las instrucciones post-operatorias son requisitos esenciales para una operación satisfactoria.


Todos los pacientes deben ser informados sobre los riesgos que están asociados con este tipo de cirugías y las limitaciones de sus futuras actividades luego del procedimiento quirúrgico.



JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE



A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.F. 13.287



Precauciones Postoperatorias

El cirujano debe estar familiarizado con los diferentes componentes del dispositivo, los instrumentos y el procedimiento de implante quirúrgico.


- Comprobar antes de la esterilización que una gama adecuada de los implantes (tamaños, formas), estén disponibles.
- Comprobar antes de esterilizar que los implantes no tengan ningún daño. (rajaduras, impactos, etc.).
- Comprobar antes de la esterilización que todo el instrumental este disponible y en completo funcionamiento.
- Comprobar la validación de esterilización.

Precauciones Postoperatorias

- Proceder de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Una correcta selección de tipo y tamaño del implante, la adaptación y el posicionamiento son de extrema importancia en éxito de la operación.
- Durante la revisión en la operación, reemplace siempre los componentes que presenten signos visibles de fatiga al tacto.
- Se le recomienda al cirujano una extrema atención a la hora de la colocación del implante, respetando particularmente los elementos neurológicos.
- Solo implantes nuevos y esterilizados pueden ser utilizados en la cirugía.
- Durante la manipulación, verificar el aspecto de la superficie del implante (rajaduras, rayas, golpes, etc.) y evitar las limitaciones mecánicas de los implantes durante la implantación, o cualquier otro contacto que pueden alterar su superficie.
- Eliminar todos los implantes que hayan tenido contacto con el hueso.
- Diferentes componentes o diferentes productos no pueden ser usados en combinación con los componentes del Sistema 3K.
- Hacer decorticación ósea y el uso de injerto óseo para lograr una buena artrodesis.

Precauciones Postoperatorias

- Los dispositivos que hayan estado en contacto con el paciente deben ser aislados y descontaminados antes de su limpieza y su posible retorno al fabricante.



JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE



A. MURIEL PAFASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-MF 13 287



- El cirujano debe darle al paciente una detallada lista de instrucciones de sus actividades a seguir luego de la cirugía, y el paciente debe comprometerse a cumplirla, (carga de peso extremo, posiciones forzadas, intensa actividad física, sobrepeso, etc.).
- La cirugía tiene prescripto un adecuado programa de rehabilitación.
- Si no se logra la fusión espinal, persistirá el dolor y hay riesgo de fractura del implante.
- El cirujano y el paciente deben estar al tanto de este riesgo. En ciertos casos se requiere una cirugía suplementaria.


Advertencia


- Los implantes jamás deben ser rehusados.
- Los implantes no deben ser alterados ni modificados.
- Los implantes no pueden sostener la columna indefinidamente sin el soporte sólido biológico proporcionado por la fusión espinal y pueden desarrollar varios defectos, incluyendo un defecto en el hueso-metal interfase, la rotura de los componentes o fractura ósea.
- Se ha establecido que la mayoría de las fuerzas de compresión axial o están soportados por la columna espinal anterior. Cuando la instrumentación se utiliza para estabilizar la columna vertebral, el apoyo anterior adecuado es necesario, ya sea por un procedimiento quirúrgico (inter implantes de refuerzo somático) o por la estructura anatómica existente (condición satisfactoria discal). El hecho de no mantener la estabilidad en la columna anterior puede ocasionar una sobrecarga de la instrumentación y el fallo del implante.

Precauciones, restricciones, advertencias, almacenamiento y caducidad.

La implantación de los sistemas para columna vertebral que emplean tornillos pediculares se debe ejecutar solamente por cirujanos de columna vertebral con experiencia, es decir, profesionales que cuenten con capacitación específica en el uso de este tipo de sistemas ya que se trata de un procedimiento que presenta una demanda técnica. Dicha demanda técnica conlleva un riesgo potencial para el paciente de sufrir heridas graves.

Deberán tenerse en cuenta el planeamiento preoperatorio y la anatomía del paciente al momento de seleccionar la longitud y el diámetro del sistema para columna vertebral que emplea tornillos pediculares. Mientras que la selección apropiada puede ayudar a minimizar los riesgos, el tamaño y la forma de los huesos humanos presentan limitaciones en cuanto al tamaño, la forma y la resistencia de los implantes.


DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPANIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.487-M-F-13.287



5085

TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 N° 1353
1900 La Plata, Bs. As. Argentina
Tel/fax: 0054-221-479444



Los dispositivos metálicos de fijación interna no pueden soportar niveles de actividad idénticos a los niveles ubicados sobre el hueso normal saludable. No existe implante del cual se espere que pueda soportar de manera indefinida la presión sin sujeción que genera el peso completo de la estructura.

Los implantes se pueden quebrar cuando quedan sujetos a la carga incrementada que es asociada con la unión tardía o la ausencia de unión. Las aplicaciones de fijación interna son dispositivos de carga que son utilizados para encontrar una alineación hasta que se lleve a cabo el proceso normal de sanación. Si la sanación se retrasa o si no tiene lugar siquiera, puede que el implante se quiebre debido a la fatiga del metal.

El grado de éxito de esta unión, las cargas producidas por el peso de la estructura y los niveles de actividad, entre otras condiciones, dictarán cuál será la longevidad del implante. Los cortes, marcas o curvaturas al implante durante el curso de la cirugía también pueden contribuir a fallas tempranas.


Se deberá informar por completo a los pacientes acerca de los riesgos potenciales en cuanto a las posibles fallas del implante. Solamente las barras y los conectores pueden ser contorneados o doblados. Evite crear una curvatura con objetos puntiagudos o deshacer un contorno de la barra ya que esto puede llevar a una fatiga prematura del material que compone el implante. No doble la barra en dirección contraria ya que esta acción puede introducir micro fracturas que comprometan su resistencia.


Si ha tenido lugar una curvatura revertida de la barra o una curvatura excesiva, la barra doblada podrá ser eliminada. La curvatura de los componentes que no sean barras o conectores puede ocasionar la fatiga prematura del material que compone el implante. Si este tipo de curvatura finalmente ocurre, dichos componentes deberán ser eliminados.

La mezcla de metales puede causar corrosión. Existen muchas formas posibles de daños producidos por corrosión y varios de estos daños ocurren cuando los componentes metálicos son implantados quirúrgicamente en los seres humanos.

La corrosión uniforme y general se presenta en todos los metales y aleaciones que son implantados. La tasa de ataque corrosivo que se presenta en los dispositivos que cuentan con componentes metálicos es usualmente muy baja debido a la presencia de capas pasivas situadas sobre la superficie.

Los metales disimilares que entran en contacto, tales como el titanio y el acero inoxidable, pueden acelerar el proceso de corrosión del acero inoxidable y puede que tenga lugar un ataque de carácter más veloz. Además,


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PARASION KNOLL
DIRECTORA
M.N. 12.497-1/13.287

 30

puede incrementarse la presencia de los compuestos causantes de la corrosión que son liberados dentro del sistema humano.

Los dispositivos para fijación interna, tales como barras, ganchos, cables, etc., los cuales entran en contacto con otros objetos metálicos, deben ser fabricados en metal o en materiales similares o compatibles con el metal.


Los implantes quirúrgicos jamás deben ser reutilizados. Un implante de metal que fuera explantado nunca deberá ser implantado de nuevo. A pesar de que el dispositivo aparente no estar dañado, puede presentar pequeñas grietas, defectos o patrones de presión interna que podrían ocasionar un quiebre temprano.


Es extremadamente importante la manipulación correcta del implante. El contorno de los implantes se debe hacer solamente con el equipo adecuado. Al momento de producir el contorno, el cirujano experto a cargo deberá ser precavido para evitar cortes, marcas o curvaturas revertidas en los dispositivos. Las alteraciones producirán defectos en el acabado de la superficie y presiones internas que pueden llegar a convertirse en el punto focal que lleve al quiebre eventual del implante. El hecho de crearle curvatura a los tornillos disminuirá la duración a la fatiga de manera significativa y puede que cause fallas.

Se debe extraer el implante después del proceso de sanación. Los implantes metálicos se pueden corroer, aflojar, fracturar, migrar y, posiblemente, incrementar el riesgo de infección, causar dolor o causarle presión al hueso después de la sanación, en particular en pacientes jóvenes activos. El cirujano deberá contrarrestar con mucha atención el peso del riesgo versus los beneficios al momento de decidir si debe extraer el implante o no. La extracción del implante deberá ser seguida por una gestión postoperatoria adecuada con el fin de evitar fracturas o ruptura de hueso. Si el paciente es mayor y cuenta con un nivel bajo de actividad, el cirujano puede tomar la decisión de no extraer el implante y, de esta manera, evitar el riesgo involucrado con una segunda cirugía.

Se debe brindar instrucciones al paciente de manera adecuada. Uno de los aspectos más importantes al momento de la sanación del hueso para que ésta sea exitosa es el cuidado postoperatorio conjuntamente con la capacidad y la habilidad del paciente de seguir las instrucciones a rajatabla. Al paciente se le debe hacer conocer a la perfección todas las limitaciones del implante así como también que la actividad física y el peso pueden implicar curvaturas o fracturas.

El paciente deberá comprender que un implante metálico no es tan fuerte, resistente y normal como lo son los huesos saludables y que se quebrará o fracturará si se depositan sobre él demandas excesivas ante la ausencia


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M/P 13 287

de una sanación exitosa y completa del hueso. Un paciente activo, un paciente debilitado o uno demente, cualquiera de ellos imposibilitado de usar de manera apropiada los dispositivos que soportan peso, puede encontrarse particularmente en riesgo durante el proceso de rehabilitación postoperatoria.

Advertencias

Se han establecido de manera exclusiva tanto la seguridad como la efectividad de los sistemas para columna vertebral que emplean tornillos pediculares con el fin de analizar cuáles son las condiciones de la columna vertebral que cuentan con una inestabilidad mecánica significativa o con una deformidad que requiera fusión mediante el uso de instrumentación.

Estas condiciones corresponden a inestabilidad mecánica significativa o deformidad de las zonas torácica, lumbar y sacra, las cuales se convierten en un panorama secundario de la columna vertebral si tenemos en cuenta problemas tales como espondilolistesis degenerativa con evidencia objetiva de discapacidad neurológica, fractura, dislocación, escoliosis, cifosis, tumor vertebral y fusión previa fallida (pseudoartrosis). No se conocen aún ni la seguridad ni la efectividad de estos dispositivos para ninguna otra clase de condiciones.

Uno de los riesgos potenciales identificados con este sistema es la muerte. Otros riesgos potenciales que pueden requerir cirugía adicional, incluyen:

- Fractura en los componentes del dispositivo
- Pérdida de fijación
- Ausencia de unión
- Fractura en las vértebras
- Herida neurológica
- Herida visceral o vascular

Los componentes de este dispositivo son fabricados a partir de materiales de implante con grado de biocompatibilidad. No se recomienda realizar ningún tipo de mezcla de ciertos componentes del implante con otros materiales diferentes debido a razones metalúrgicas, mecánicas y funcionales.

DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA
M.N. 12.497-M-15/87

Contraindicaciones

Ciertas enfermedades degenerativas o condiciones psicológicas subyacentes como la diabetes o la artritis reumatoide (es decir, una inflamación crónica de las articulaciones) pueden alterar el proceso de sanación y, de esa manera, incrementar el riesgo de quiebre del implante.

La discapacidad mental o física que compromete o previene la habilidad del paciente de cumplir las limitaciones o precauciones necesarias puede poner al paciente en una situación de riesgo particular durante el proceso de rehabilitación postoperatoria.

Algunos factores tales como el peso del paciente, el nivel de actividad, la adherencia o la carga de la estructura causan un efecto sobre los esfuerzos a los cuales está sujeto el implante.

Esterilización

Los implantes se proveen **NO ESTERILES** y para **UN SOLO USO**.

Los implantes deben ser removidos del envase original, previamente de haber chequeado la integridad del empaque, deben ser limpiados y descontaminados de manera apropiada con los productos adecuados, utilizados en hospitales y clínicas para este tipo de implantes, antes de su esterilización.

METODO	CICLO	TEMPERATURA	TIEMPO DE EXPOSICION
Autoclave	Gravedad (Prion)	134 °C	20 min. mínimo


Almacenamiento y manipulación

Manipular con cuidado. Almacenar en el paquete original en un sitio limpio, fresco y seco. Evitar la exposición a temperaturas, humedad extremas y rayos UV.


Los implantes deben ser resguardados de ambientes corrosivos.




DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE



A. MURIEL PARASIANI KNOLI
DIRECTORA
M.N. 12.497-M



5085



ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

Formas de presentación


El Sistema de Osteosíntesis espinal se presenta de la siguiente manera:


- Tornillos
- Vástagos
- Instrumental

Los productos se presentan **NO ESTERILES** y de **UN SOLO USO**.

Vida Útil

10 AÑOS


JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.487-M.P. 13.287



5085



TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

PROYECTO DE ROTULO


1. Fabricado por FRADIS Medical – Zone Industrielle BP 23 – 52800 NOGENT – Francia.
2. Importado por TESIS S.R.L – Calle 46 Nº 1353 – 1900 La Plata – Buenos Aires.
3. Sistema de Osteosíntesis Espinal, Modelo: 3K, Marca: Fradis.
4. Formas de presentación: El Sistema de Osteosíntesis espinal se presenta de la siguiente manera:

REFERENCIA	DENOMINACIÓN
3KVCT425-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT430-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLT435-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXT440-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLT445-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXT450-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT4525-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT4530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT4535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVT4540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCD525-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCD530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLD540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXD545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXD550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD570-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar

DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M N. 12.497-M-F 13 287

5083



TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-479454

3KVD5530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSL625-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCL630-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCL635-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL640-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL645-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXL650-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXL655-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXL660-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXL670-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXL680-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCS725-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar

DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.F. 13 287

5085



TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVSS730-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCS735-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS740-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLS745-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXS750-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLS755-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXS760-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXS770-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXS780-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS7560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSE830-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSE835-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSE840-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXE845-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR850-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR855-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR860-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR870-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVR650-A	Tornillo Pedicular de Rappel 3K + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCTA254-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar

JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPSIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M-13.287

3KVTA304-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLTA354-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXTA404-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLT454-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXTA504-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4525-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4530-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4535-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4540-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCDA525-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCDA305-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA355-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLDA405-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXDA455-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXDA505-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD455-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD605-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD655-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD705-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5530-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5535-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5540-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5545-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5550-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5555-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVDA5560-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar

INGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.F. 13 287

5085



TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVSCLA256-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCLA306-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCLA356-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA406-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLLA456-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLA506-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA556-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA606-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA656-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA706-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXLA806-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6530-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6535-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6540-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6545-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6550-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6555-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6560-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSCSA257-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCSA307-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCSA357-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA407-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLSA457-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXSA507-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLSA557-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXSA607-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar

DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.E. 13 287


5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVXXSA657-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXSA707-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXSA807-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7530-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7535-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7540-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7545-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7550-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7555-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA7560-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA308-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA358-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA408-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA458-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA508-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA558-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA608-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA658-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRSA708-A	Tornillo Adaptable Ø 8 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA254-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA304-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA354-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA404-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA454-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA504-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA255-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar


DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PARASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497 (M.E. Y 3 287)




5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVRA305-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA355-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA405-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA455-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA505-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA555-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA605-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:60 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA256-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA306-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA356-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA406-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA456-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA506-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA556-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA606-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:60 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA656-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:65 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA706-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:70 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA257-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ7 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA307-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ7 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA357-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA407-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA457-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA507-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA557-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA607-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA657-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:65 + Tornillo de bloqueo estándar


J. RICARDO ZAGORIN
GERENTE


A. MURIEL PAPASHIN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 120497-M.F. 13.287



5085



TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVRA707-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC425-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC430-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC435-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC440-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC445-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC450-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC525-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC530-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC535-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC540-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC545-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC550-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC555-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC560-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC565-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC570-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC625-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC630-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC635-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC640-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC645-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC650-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC655-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC660-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC665-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar

D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.497-M.P. 13.287


5085




TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICOS HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVMC670-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC725-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC730-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC735-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC740-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC745-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC750-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC755-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC760-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC765-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC770-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC830-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC835-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC840-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC845-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC850-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC855-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC860-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC865-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMC870-A	Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 8 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR425-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR430-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR435-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR440-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR445-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR450-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar


D. JORGE RICARDO ZAGALA
GERENTE


A. MURIEL PAFIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.F. 13.287

5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVMR530-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR535-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR540-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR545-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR550-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR630-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR635-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR640-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR645-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR650-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR655-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR730-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR735-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR740-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR745-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR750-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVMR755-A	Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP530-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP535-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP540-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP545-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP550-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP555-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP560-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5530-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5535-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar


DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPAŠIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M/P 13.287



5085



TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTO MEDICO-HOSPITALARIO
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As. Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVCP5540-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5545-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5550-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5555-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP5560-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP630-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP635-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP640-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP645-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP650-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP655-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP660-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6530-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6535-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6540-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6545-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6550-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6555-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP6560-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP730-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP735-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP740-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP745-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP750-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP755-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP760-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar

DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M/F 13 287

5085



TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVCP7530-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7535-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7540-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7545-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7550-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7555-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP7560-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP830-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP835-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP840-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP845-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP850-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP855-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP860-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8530-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8535-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8540-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8545-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8550-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8555-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCP8560-A	Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KTL1640	Vástago liso 3K T.40 L: 40 Ø 6
3KTL1650	Vástago liso 3K T.40 L: 50 Ø 6
3KTL1664	Vástago liso 3K T.40 L. 64 Ø 6
3KTL1678	Vástago liso 3K T.40 L: 78 Ø 6
3KTL1692	Vástago liso 3K T.40 L. 92 Ø 6

D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASI
DIRECTORA
M.N. 12.497

5085



TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KTL16106	Vástago liso 3K T.40 L: 106 Ø 6
3KTL16120	Vástago liso 3K T.40 L: 120 Ø 6
3KTL16132	Vástago liso 3K T.40 L: 132 Ø 6
3KTL16144	Vástago liso 3K T.40 L: 144 Ø 6
3KTL16158	Vástago liso 3K T.40 L: 158 Ø 6
3KTL16185	Vástago liso 3K T.40 L: 185 Ø 6
3KTL16250	Vástago liso 3K T.40 L: 250 Ø 6
3KTL16325	Vástago liso 3K T.40 L: 325 Ø 6
3KTL16400	Vástago liso 3K T.40 L: 400 Ø 6
3KTL16500	Vástago liso 3K T.40 L: 500 Ø 6
3KTR2640	Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 6
3KTR2650	Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 6
3KTR2664	Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 6
3KTR2678	Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 6
3KTR2692	Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 6
3KTR26106	Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 6
3KTR26120	Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 6
3KTR26132	Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 6
3KTR26144	Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 6
3KTR26158	Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 6
3KTR26185	Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 6
3KTR26250	Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 6
3KTR26300	Vástago Liso 3K TA6V L: 300 Ø 6
3KTR26325	Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 6
3KTR26350	Vástago Liso 3K TA6V L: 350 Ø 6
3KTR26375	Vástago Liso 3K TA6V L: 375 Ø 6

DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPAS
DIRECTORA
M.N. 12.497 M.F. 13/14

5085



TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Cofe 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KTR26400	Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 6
3KTR26500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 6
3KTR26600	Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 6
3KTS3640	Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 5.5
3KTS3650	Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 5.5
3KTS3664	Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 5.5
3KTS3678	Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 5.5
3KTS3692	Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 5.5
3KTS36106	Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 5.5
3KTS36120	Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 5.5
3KTS36132	Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 5.5
3KTS36144	Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 5.5
3KTS36158	Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 5.5
3KTS36185	Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 5.5
3KTS36250	Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 5.5
3KTS36325	Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 5.5
3KTS36400	Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 5.5
3KTS36500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 5.5
3KTS36600	Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 5.5
3KTM5540	Vástago Liso 3K T.40 L: 40 Ø 5.5
3KTM5550	Vástago Liso 3K T.40 L: 50 Ø 5.5
3KTM5564	Vástago Liso 3K T.40 L: 64 Ø 5.5
3KTM5578	Vástago Liso 3K T.40 L: 78 Ø 5.5
3KTM5592	Vástago Liso 3K T.40 L: 92 Ø 5.5
3KTM55106	Vástago Liso 3K T.40 L: 106 Ø 5.5
3KTM55120	Vástago Liso 3K T.40 L: 120 Ø 5.5

DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.P. 13.287

5085



TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KTM55132	Vástago Liso 3K T.40 L: 132 Ø 5.5
3KTM55144	Vástago Liso 3K T.40 L: 144 Ø 5.5
3KTM55158	Vástago Liso 3K T.40 L: 158 Ø 5.5
3KTM55185	Vástago Liso 3K T.40 L: 185 Ø 5.5
3KTM55250	Vástago Liso 3K T.40 L: 250 Ø 5.5
3KTCC55300	Vástago Liso 3K Cromo-cobalto L: 300 Ø 5.5
3KTCC55500	Vástago Liso 3K Cromo-cobalto L: 500 Ø 5.5
3KTP4640	Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 5
3KTP4650	Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 5
3KTP4664	Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 5
3KTP4678	Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 5
3KTP4692	Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 5
3KTP46106	Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 5
3KTP46120	Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 5
3KTP46132	Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 5
3KTP46144	Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 5
3KTP46158	Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 5
3KTP46185	Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 5
3KTP46250	Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 5
3KTP46325	Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 5
3KTP46400	Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 5
3KTP46500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 5
3KTP46600	Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 5
3KTPM540	Vástago Liso 3K T.40 L: 40 Ø 5
3KTPM550	Vástago Liso 3K T.40 L: 50 Ø 5
3KTPM564	Vástago Liso 3K T.40 L: 64 Ø 5

D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.P. 13.287

5085



TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MÉDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KTPM578	Vástago Liso 3K T.40 L: 78 Ø 5
3KTPM592	Vástago Liso 3K T.40 L: 92 Ø 5
3KTPM5106	Vástago Liso 3K T.40 L: 106 Ø 5
3KTPM5120	Vástago Liso 3K T.40 L: 120 Ø 5
3KTPM5132	Vástago Liso 3K T.40 L: 132 Ø 5
3KTPM5144	Vástago Liso 3K T.40 L: 144 Ø 5
3KTPM5158	Vástago Liso 3K T.40 L: 158 Ø 5
3KTPM5185	Vástago Liso 3K T.40 L: 185 Ø 5
3KTPM5250	Vástago Liso 3K T.40 L: 250 Ø 5
3KTT66500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 4.5
3KT401	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Corto
3KT402	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Mediano
3KT403	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Largo
3KT404	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Extra Largo
3KT301	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Corto
3KT302	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Mediano
3KT303	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Largo
3KT304	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Extra Largo
3KTF5650	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Corto
3KTF5680	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Mediano
3KTF56110	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Largo
3KTF56250	Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Extra Largo
3KTSL66300	Vástago T. 40 3K Ø 1 L 300
3KTDD204	Vástago Doble Diámetro L 500
3KBTCM25550	Barra Transversal Lisa 3K L: 55
3KBTC25650	Barra Transversal Lisa 3K L: 65

DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PARASTIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-R.P. 13.287

5085



TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KBTC25750	Barra Transversal Lisa 3K L: 75
3KBTCL25900	Barra Transversal Lisa 3K L: 90
3KBC560-A	Gancho para Barra Transversal 3K + Tornillo de bloqueo Largo
3KDTP35-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 35
3KDTP45-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 45
3KDTP55-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 55
3KDTP65-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 65
3KDTP75-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 75
3KVDT05	Tornillo de Bloqueo DTT
3KPTLA950	Placa Transversal Lisa 3K L: 50
3KPTLB960	Placa Transversal Lisa 3K L: 60
3KPTLC970	Placa Transversal Lisa 3K L: 70
3KPTC65-A	Gancho para Placa Transversal 3K + Tuerca plana
3KPTCE57	Tuerca Plana 3K
3KCTB136-A	Gancho Transversal Barra Monobloc corta + Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB137-A	Gancho Transversal Barra Monobloc mediana + Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB138-A	Gancho Transversal Barra Monobloc larga + Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB139-A	Gancho Transversal Barra Monobloc extra larga + Tornillo de bloqueo mediano
3KCP9080-A	Gancho Pedicular 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPGR9181-A	Gancho Pedicular 3K Garganta reducida + tornillo de bloqueo estándar
3KCPS9383-A	Gancho Pedicular Garganta pequeña + Tornillo de bloqueo estándar
3KCPR9282-A	Gancho Pedicular de Reducción 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCL6595-A	Gancho Lumbar 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCT4570-A	Gancho Torácico 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLG5582-A	Gancho laminar garganta mediana + tornillo de bloqueo estándar
3KCTR1050-A	Gancho Transverso 3K + Tornillo de bloqueo mediano

DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.452-M.P. 19.287



TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KCTO1060-A	Gancho Transverso Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCTT1070-A	Gancho Transverso Torácico Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCSO1080-A	Gancho sub-laminar Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCCA5090-A	Gancho de Cuerpo Alargado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCCDD5095-A	Gancho <i>Offset</i> a la Derecha 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCCDG9550-A	Gancho <i>Offset</i> a la Izquierda 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCDDO5196-A	Gancho <i>Offset</i> a la Derecha Abierto 3K + Tornillo de bloqueo estándar
3KCDGO9651-A	Gancho <i>Offset</i> a la Izquierda Abierto 3K + Tornillo de bloqueo estándar
3KCDDT5175-A	Gancho <i>Offset</i> a la Derecha Torácico 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCDGT7551-A	Gancho <i>Offset</i> a la Izquierda Torácico 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCDTO5276-A	Gancho <i>Offset</i> a la Derecha Torácico Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCGTO7652-A	Gancho <i>Offset</i> a la Izq. Torácico Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLDD4065-A	Gancho Lame <i>Offset</i> a la Derecha 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCLDG6540-A	Gancho Lame a <i>Offset</i> la Izquierda 3K + Tornillo de bloqueo mediano
3KCLDO4166-A	Gancho Lame <i>Offset</i> a la Derecha Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLGO6641-A	Gancho Lame <i>Offset</i> a la Izquierda Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLR4595-A	Gancho Lumbar Lame Reducida 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCTRD4595-A	Gancho Torácico Lame Reducida 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPA121-A	Gancho Pedicular Adaptable de Reducción 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPMA123-A	Gancho Pedicular adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLA124-A	Gancho Lumbar Adaptable de reducción 3K + tornillo de Bloqueo estándar
3KCLMA125-A	Gancho Lumbar Adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCTA126-A	Gancho Torácico Adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPM8590-A	Gancho Pedicular modificado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLM9565-A	Gancho Lumbar Modificado 3K + tornillo de bloqueo estándar

D. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPAŠIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.462 M.F. 13.287

5085



TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1355
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KCTM7045-A	Gancho Torácico Modificado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KPS105-A	Placa para Fijación Sacro + tornillo de bloqueo grande + tornillo de bloqueo mediano
3KPSV106	Tornillo para Alerón del sacro 3K
3KPSVL114	Tornillo para Alerón del sacro 3K Largo
3KPIS120-A	Placa Iliosacro 3K + tornillo de bloqueo estándar métrico
3KPISVA11355	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:55
3KPISVB11360	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:60
3KPISVC11370	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:70
3KDC101-A	Dominó Cuadrado 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos
3KDD104-A	Dominó Derecho 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos
3KAR101-A	Dispositivo de Recuperación 3K + tornillo de bloqueo largo
3KANR111-A	Anillo de Recuperación 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KAB102-A	Anillo de Bloqueo Abierto 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVBB1005	Tornillo de Bloqueo estándar 3K Buttress
3KVBP1002	Tornillo de Bloqueo grande 3K
3KVBC1004	Tornillo de Bloqueo Deslizante
3KVAP1006	Tornillo de Bloqueo Pediátrico 3K
3KCPV401	Tornillo de Fijación para Gancho Pedicular 3K Ø 4
3KCLV402	Tornillo de Fijación para Gancho Lumbar 3K Ø 4
3KCTV403	Tornillo de Fijación para Gancho Torácico 3K Ø 4
3KBCV601	Tornillo de Bloqueo 3K Largo Ø 6 L: 5
3KDCV602	Tornillo de Bloqueo 3K Mediano Ø 6 L: 5
3KCCV603	Tornillo de Bloqueo 3K Corto Ø 6 L: 5
3KVDF536-A	Tornillo Dorsal Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVDLF541	Tornillo Dorsal Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVLFC636-A	Tornillo Lumbar Cerrado Corto 3K + tornillo de bloqueo mediano

DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPABIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.E. 13.287

5085



TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVL641-A	Tornillo Lumbar Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVL646-A	Tornillo Lumbar Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSFC736-A	Tornillo Sacro Cerrado Corto 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSF741-A	Tornillo Sacro Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSFL746-A	Tornillo Sacro Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVAD1536	Tornillo Anterior Dorsal 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVADL1541-A	Tornillo Anterior Dorsal Largo 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVALC1636-A	Tornillo Anterior Lumbar Corto 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVAL1641-A	Tornillo Anterior Lumbar 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVALL1646-A	Tornillo Anterior Lumbar Largo 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVASC1736-A	Tornillo Anterior Sacro Corto 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVAS1741-A	Tornillo Anterior Sacro 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVASL1746-A	Tornillo Anterior Sacro Largo 3K + tornillo de bloqueo largo
3KVPC425-A	Tornillo Pedicular Pediátrico corto 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPL435-A	Tornillo Pedicular Pediátrico Largo 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP425-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 25 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP430-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP435-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP440-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP445-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP450-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP530-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP535-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP540-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP545-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP550-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico

JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.497-M.P. 13.287

5085



TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICO HOSPITALARIOS
Calle 46 N°1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVP555-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP560-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP630-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP635-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP640-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP645-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP650-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP655-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP660-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP730-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP735-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP740-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP745-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP750-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP755-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP760-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP830-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP835-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP840-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP845-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP850-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP855-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR425-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:25 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR430-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR435-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR440-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico

JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.457 M.P. 13.287

5085



TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVPR445-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR450-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR530-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR535-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR540-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR545-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR550-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR555-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR560-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR630-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR635-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR640-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR645-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR650-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR655-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR660-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR730-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR735-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR740-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR745-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
KVPR750-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR755-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR760-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR830-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR835-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR840-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico


J. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE

A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.F. 13.287



5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVPR845-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR850-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPR855-A	Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA425-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 25 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA430-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA435-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA440-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA445-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA450-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA530-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA535-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA540-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA545-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA550-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA555-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA560-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA630-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA635-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA640-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA645-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA650-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA655-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA660-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA730-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA735-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA740-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico


JORGE RICARDO
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 2497-M.F. 13 287




5085





TESIS
TESIS S.R.L.


ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As, Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVPA745-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA750-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA755-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA760-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA830-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA835-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA840-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA845-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA850-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA855-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPRA425-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:25+tornillo de bloqueo ped.
3KVPRA430-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:30+tornillo de bloqueo ped.
3KVPRA435-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA440-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:40+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA445-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:45+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA450-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:50+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA530-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:30+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA535-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA540-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:40+ tornillo de bloqueo ped
3KVPRA545-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:45+ tornillo de bloqueo ped
3KVPRA550-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:50+ tornillo de bloqueo ped
3KVPRA555-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:55+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA560-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:60+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA630-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:30+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA635-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA640-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:40+tornillo de bloqueo ped


DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.499 M.P. 13.287








TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454


3KVPRA645-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:45+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA650-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:50+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA655-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:55+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA660-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:60+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA730-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:30+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA735-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:35+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA740-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:40+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA745-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:45+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA750-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:50+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA755-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:55+tornillo de bloqueo ped
3KVPRA760-A	Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:60+tornillo de bloqueo ped
3KCPP6080-A	Gancho Pedicular Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
3KCPPI6070-A	Gancho Pedicular pediátrico de Reducción 3K +tornillo de bloqueo pediátrico
3KCPPR6060-A	Gancho Pedicular Pediátrico 3K Garganta Reducida + tornillo de bloqueo pediátrico
3KCLP7555-A	Gancho Lumbar Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
3KCTP5540-A	Gancho Torácico Pediátrico 3K + Tornillo de bloqueo pediátrico
3KCLDP3964-A	Gancho Lame <i>Offset</i> Derecha Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KCLGP6439-A	Gancho Lame <i>Offset</i> Izquierda Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KDP109-A	Dominó Pediátrico 3K + 2 tornillos de bloqueo medianos
3KCBL4047-A	Gancho Baby Laminar 3K + tornillo de bloqueo corto
3KCBS4050-A	Gancho Baby Sacro 3K + tornillo de bloqueo corto
3KTB66200	Vástago Liso 3K TA6V L: 200 Ø 3.3
3KCRP860-A	Gancho Transversal Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KBTP01	Barra Transversal Pediátrica Corta
3KBTP02	Barra Transversal Pediátrica Mediana
3KBTP03	Barra Transversal Pediátrica Larga


DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PARASIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.497-M.F. 13.287



5085




TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454


3KTFC117	Conector Vástagos Flexibles 3K
3KTFC118	Conector Vástagos Flexibles 3mm 3K
3KTF76201	Vástago Flexible Corto
3KTF76202	Vástago Flexible Mediano
3KTF76203	Vástago Flexible Largo
3KTF76204	Vástago Flexible Extra Largo
3KTF76205	Vástago Flexible 3K L: 90
3KTF76206	Vástago Flexible 3K L: 132
3KTF76207	Vástago Flexible 3K L: 158
3KTF76208	Vástago Flexible 3K L: 185
3KPSAD118-A	Placa Sacro de Cabeza Adaptable Derecha 3K +tornillo de bloqueo estándar
3KPSAG119-A	Placa Sacro Cabeza Adaptable Izquierda 3K +tornillo de bloqueo estándar
3KVPSA35-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 35
3KVPSA40-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 40
3KVPSA45-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 45
3KPSA50-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 50
3KPSA55-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 55
3KPSA60-4	Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 60
3KAIE122-A	Adaptador Interespinal 3K + tornillo de bloqueo
3KAIE81	Tornillo de Bloqueo para Adaptador Interespinal 3K
3KADS127	Grapa Vertebral Derecha Small 3K
3KAGS128	Grapa Vertebral Izquierda Small 3K
3KAD129	Grapa Vertebral Derecha Estándar 3K
3KAG130	Grapa Vertebral Izquierda Estándar 3K
3KADL131	Grapa Vertebral Derecha Grande 3K
3KAGL132	Grapa Vertebral Izquierda Grande 3K


DR. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASICH KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497-M.F. 13.287




5085





TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KVC410-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 10 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC412-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 12 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC414-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 14 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC416-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 16 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC418-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 18 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC420-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 20 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC422-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 22 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC425-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 25 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC430-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 30 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC435-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 35 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC440-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 40 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC80	Tornillo de Bloqueo Cervical
3KCPC475-A	Gancho Cervical Posterior 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KCPTA430	Vástago Cervical Posterior 3K L: 30
3KCPTB455	Vástago Cervical Posterior 3K L: 55
3KCPTC475	Vástago Cervical Posterior 3K L: 75
3KCPTD4100	Vástago Cervical Posterior 3K L: 100
3KCPTe4125	Vástago Cervical Posterior 3K L: 125
3KCPTF4250	Vástago Cervical Posterior 3K L: 250
3KCC201-A	Conector Cervical + tornillo de bloqueo mediano
3KCLC202-A	Gancho Laminar Cervical + tornillo de bloqueo cervical
3KCLS203-A	Gancho Laminar Cervical small + tornillo de bloqueo cervical
3KCD204-A	Gancho <i>Offset</i> a la Derecha + tornillo de bloqueo cervical
3KCD205-A	Gancho <i>Offset</i> a la Izquierda + tornillo de bloqueo cervical
3KCTC206-A	Gancho Transversal Cervical + tornillo de bloqueo mediano
3KTBC207	Barra Transversal Cervical corta


D. JORGE RICARDO
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.491-M.P. 13 287






TESIS
TESIS S.R.L.

ABASTECIMIENTOS MEDICO-HOSPITALARIOS
Calle 46 Nº1353
1900 La Plata, Bs. As., Argentina
Tel/fax: 0054-221-4796454

3KTBC208	Barra transversal Cervical Mediana
3KTBC209	Barra Transversal Cervical Larga
3KCLO210-A	Gancho Laminar Occipital + tornillo de bloqueo largo
3KCLOS211-A	Gancho Laminar Occipital Small+ tornillo de bloqueo largo
3KPOC41185	Placa Occipito-cervical 3K
3KPOCL41220	Placa Occipito-cervical Mediana 3K
3KPOCL41270	Placa Occipito-cervical Larga 3K
3KVOC06	Tornillo Occipito-cervical Corto 3K
3KVOC08	Tornillo Occipito-cervical Largo 3K
3KCCF413	Gancho Contractor Roscado 3K
3KCCL414	Gancho Contractor Liso 3K
3KTC480	Vástago Contractor Roscado 3K
3KEC481	Tuerca para Contractor 3K
3KDCO110-A	Dominó Cuadrado Abierto 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos

5. Nº Lote:
6. Producto de UN SOLO USO.
7. Producto No Estéril.
8. Ver instrucciones de uso en el envase.
9. Ver advertencias, precauciones y contraindicaciones en el envase
10. Directora técnica: Adriana Muriel Papasian – farmacéutica – MN 12497
11. Autorizado por la A.N.M.A.T – PM-867-29
12. Condición de venta: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.


M. JORGE RICARDO ZAGAGLIA
GERENTE


A. MURIEL PAPASIAN KNOLL
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.497 M.P. 13.287





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-8996/11-7

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **5.085**, y de acuerdo a lo solicitado por TESIS S.R.L, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: sistema osteosíntesis espinal

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 13-050 placas para huesos

Marca de (los) producto(s) médico(s): FRADIS MEDICAL

Clase de Riesgo: Clase III

9

Indicación/es autorizada/s: alineación, fijación, reconstrucción y estabilización en fracturas, fusiones y osteotomías

Modelo/s: 3K

REFERENCIA DENOMINACIÓN

3KVCT425-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVT430-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVL435-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXT440-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXLT445-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXT450-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVT4525-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVT4530-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVT4535-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVT4540-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 4.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXCD525-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCD530-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVD535-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVLD540-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXD545-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXD550-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXLD555-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

	estándar
3KVXLD560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLD570-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5530-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5535-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5540-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5545-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5550-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVD5560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 5.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSC625-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCL630-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCL635-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

estándar

3KVL640-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVLL645-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXL650-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXL655-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXL660-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXL670-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar

5 3KVXXL680-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVL6530-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVL6535-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVL6540-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVL6545-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVL6550-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVL6555-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVL6560-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 6.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCS725-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSS730-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCS735-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVS740-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLS745-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXS750-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLS755-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXS760-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXS770-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXS780-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 7 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar



3KVS7530-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVS7535-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVS7540-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVS7545-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVS7550-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVS7555-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVS7560-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 7.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVRSE830-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVSE835-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVRE840-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXE845-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXR850-A Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVXR855-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR860-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXR870-A	Tornillo Monoaxial 3K Ø 8 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVR650-A	Tornillo Pedicular de Rappel 3K + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCTA254-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA304-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLTA354-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXTA404-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLTA454-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXTA504-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVTA4525-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVTA4530-A Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVTA4535-A Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVTA4540-A Tornillo Adaptable 3K Ø 4.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXCDA525-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCA305-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVDA355-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVLDA405-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXDA455-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXDA505-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXLDA555-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXLDA605-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXLDA655-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVXLDA705-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5530-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5535-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5540-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5545-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5550-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5555-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVDA5560-A Tornillo Adaptable 3K Ø 5.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVSCLA256-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVXCLA306-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCLA356-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar



3KVLA406-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVLLA456-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXLA506-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXLA556-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXLA606-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXLA656-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXLA706-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXLA806-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVLA6530-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVLA6535-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVLA6540-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVLA6545-A Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

12



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVLA6550-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6555-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLA6560-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 6.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSCSA257-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXCSA307-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVCSA357-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVSA407-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVLSA457-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXSA507-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXLSA557-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
3KVXXSA607-A	Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXSA657-A Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXSA707-A Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVXXSA807-A Tornillo Adaptable 3K Ø 7 L: 80 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVSA7530-A Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVSA7535-A Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVSA7540-A Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVSA7545-A Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVSA7550-A Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVSA7555-A Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVSA7560-A Tornillo Adaptable 3K Ø 7.5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVRSA308-A Tornillo Adaptable Ø 8 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVRSA358-A Tornillo Adaptable Ø 8 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVRSA408-A Tornillo Adaptable Ø 8 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRSA458-A Tornillo Adaptable Ø 8 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRSA508-A Tornillo Adaptable Ø 8 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRSA558-A Tornillo Adaptable Ø 8 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRSA608-A Tornillo Adaptable Ø 8 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRSA658-A Tornillo Adaptable Ø 8 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRSA708-A Tornillo Adaptable Ø 8 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA254-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA304-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA354-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA404-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar

3KØ4 L:45
3KØ4 L:50
3KØ5 L:25
3KØ5 L:30
3KØ5 L:35
3KØ5 L:40
3KØ5 L:45
3KØ5 L:50
3KØ5 L:55
3KØ5 L:60
3KØ6 L:25
3KØ6 L:30

- 3KVRA454-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA504-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ4 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA255-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA305-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA355-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA405-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA455-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA505-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA555-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA605-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ5 L:60 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA256-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA306-A Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar

5





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVRA356-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA406-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA456-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA506-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA556-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar
5, 3KVRA606-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:60 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA656-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:65 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA706-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ6 L:70 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA257-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ7 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA307-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3KØ7 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
3KVRA357-A	Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar

- 3KVRA407-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA457-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA507-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA557-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA607-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA657-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:65 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVRA707-A Tornillo Adaptable de Reducción 3K Ø 7 L:70 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC425-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC430-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC435-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC440-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC445-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

5,





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVMC450-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 4 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC525-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC530-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC535-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC540-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC545-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC550-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC555-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC560-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC565-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC570-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 5 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC625-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC630-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC635-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC640-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC645-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC650-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC655-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC660-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC665-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC670-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 6 L: 70 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC725-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 25 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC730-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVMC735-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC740-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC745-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC750-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC755-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC760-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC765-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø 7 L: 65 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC770-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø7 L:70 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC830-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC835-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMC840-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar



3KVMC845-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC850-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC855-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC860-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:60 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC865-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:65 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMC870-A Tornillo Monoaxial Centrado 3K Ø8 L:70 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMR425-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:25 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMR430-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMR435-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMR440-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMR445-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMR450-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø4 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVMR530-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR535-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR540-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR545-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR550-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø5 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR630-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR635-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR640-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR645-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR650-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVMR655-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø6 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar



3KVMR730-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:30 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMR735-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:35 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMR740-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:40 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMR745-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:45 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMR750-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:50 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVMR755-A Tornillo Monoaxial de Reducción 3K Ø7 L:55 +Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP530-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP535-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP540-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP545-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP550-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 50 + Tornillo de bloqueo estándar


3KVCP555-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 55 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVCP560-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5 L: 60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5530-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5535-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5540-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5545-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5550-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5555-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP5560-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 5.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP630-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP635-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP640-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar



3KVCP645-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP650-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP655-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP660-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP6530-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP6535-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP6540-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP6545-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP6550-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP6555-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP6560-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 6.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP730-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVCP735-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP740-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP745-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP750-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP755-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 5 3KVCP760-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP7530-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP7535-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP7540-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP7545-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP7550-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP7555-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP7560-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 7.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP830-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP835-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP840-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP845-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP850-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar

↺ 3KVCP855-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP860-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP8530-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:30 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP8535-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:35 + Tornillo de bloqueo estándar

3KVCP8540-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:40 + Tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVCP8545-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:45 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP8550-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:50 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP8555-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:55 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KVCP8560-A Tornillo Poliaxial 3K Canulado Ø 8.5 L:60 + Tornillo de bloqueo estándar
- 3KTL1640 Vástago liso 3K T.40 L: 40 Ø 6
- 3KTL1650 Vástago liso 3K T.40 L: 50 Ø 6
- 3KTL1664 Vástago liso 3K T.40 L. 64 Ø 6
- 3KTL1678 Vástago liso 3K T.40 L: 78 Ø 6
- 3KTL1692 Vástago liso 3K T.40 L. 92 Ø 6
- 3KTL16106 Vástago liso 3K T.40 L: 106Ø 6
- 3KTL16120 Vástago liso 3K T.40 L: 120 Ø 6

3KTL16132 Vástago liso 3K T.40 L: 132 Ø 6

3KTL16144 Vástago liso 3K T.40 L: 144 Ø 6

3KTL16158 Vástago liso 3K T.40 L: 158 Ø 6

3KTL16185 Vástago liso 3K T.40 L: 185 Ø 6

3KTL16250 Vástago liso 3K T.40 L: 250 Ø 6

3KTL16325 Vástago liso 3K T.40 L: 325 Ø 6

3KTL16400 Vástago liso 3K T.40 L: 400 Ø 6

3KTL16500 Vástago liso 3K T.40 L: 500 Ø 6

3KTR2640 Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 6

3KTR2650 Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 6

3KTR2664 Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 6

3KTR2678 Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 6





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KTR2692	Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 6
3KTR26106	Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 6
3KTR26120	Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 6
3KTR26132	Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 6
3KTR26144	Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 6
5 3KTR26158	Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 6
3KTR26185	Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 6
3KTR26250	Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 6
3KTR26300	Vástago Liso 3K TA6V L: 300 Ø 6
3KTR26325	Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 6
3KTR26350	Vástago Liso 3K TA6V L: 350 Ø 6

3KTR26375 Vástago Liso 3K TA6V L: 375 Ø 6

3KTR26400 Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 6

3KTR26500 Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 6

3KTR26600 Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 6

3KTS3640 Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 5.5

3KTS3650 Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 5.5

3KTS3664 Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 5.5

3KTS3678 Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 5.5

3KTS3692 Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 5.5

3KTS36106 Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 5.5

3KTS36120 Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 5.5

3KTS36132 Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 5.5

5





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KTS36144 Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 5.5

3KTS36158 Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 5.5

3KTS36185 Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 5.5

3KTS36250 Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 5.5

3KTS36325 Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 5.5

3KTS36400 Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 5.5

3KTS36500 Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 5.5

3KTS36600 Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 5.5

3KTM5540 Vástago Liso 3K T.40 L: 40 Ø 5.5

3KTM5550 Vástago Liso 3K T.40 L: 50 Ø 5.5

3KTM5564 Vástago Liso 3K T.40 L: 64 Ø 5.5

3KTM5578 Vástago Liso 3K T.40 L: 78 Ø 5.5

3KTM5592 Vástago Liso 3K T.40 L: 92 Ø 5.5

3KTM55106 Vástago Liso 3K T.40 L: 106 Ø 5.5

3KTM55120 Vástago Liso 3K T.40 L: 120 Ø 5.5

3KTM55132 Vástago Liso 3K T.40 L: 132 Ø 5.5

3KTM55144 Vástago Liso 3K T.40 L: 144 Ø 5.5

3KTM55158 Vástago Liso 3K T.40 L: 158 Ø 5.5


3KTM55185 Vástago Liso 3K T.40 L: 185 Ø 5.5

3KTM55250 Vástago Liso 3K T.40 L: 250 Ø 5.5

3KTCC55300 Vástago Liso 3K Cromo-cobalto L: 300 Ø 5.5

3KTCC55500 Vástago Liso 3K Cromo-cobalto L: 500 Ø 5.5

3KTP4640 Vástago Liso 3K TA6V L: 40 Ø 5





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KTP4650	Vástago Liso 3K TA6V L: 50 Ø 5
3KTP4664	Vástago Liso 3K TA6V L: 64 Ø 5
3KTP4678	Vástago Liso 3K TA6V L: 78 Ø 5
3KTP4692	Vástago Liso 3K TA6V L: 92 Ø 5
3KTP46106	Vástago Liso 3K TA6V L: 106 Ø 5
3KTP46120	Vástago Liso 3K TA6V L: 120 Ø 5
3KTP46132	Vástago Liso 3K TA6V L: 132 Ø 5
3KTP46144	Vástago Liso 3K TA6V L: 144 Ø 5
3KTP46158	Vástago Liso 3K TA6V L: 158 Ø 5
3KTP46185	Vástago Liso 3K TA6V L: 185 Ø 5
3KTP46250	Vástago Liso 3K TA6V L: 250 Ø 5



3KTP46325 Vástago Liso 3K TA6V L: 325 Ø 5

3KTP46400 Vástago Liso 3K TA6V L: 400 Ø 5

3KTP46500 Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 5

3KTP46600 Vástago Liso 3K TA6V L: 600 Ø 5

3KTPM540 Vástago Liso 3K T.40 L: 40 Ø 5

3KTPM550 Vástago Liso 3K T.40 L: 50 Ø 5

3KTPM564 Vástago Liso 3K T.40 L: 64 Ø 5

3KTPM578 Vástago Liso 3K T.40 L: 78 Ø 5

3KTPM592 Vástago Liso 3K T.40 L: 92 Ø 5

3KTPM5106 Vástago Liso 3K T.40 L: 106 Ø 5

3KTPM5120 Vástago Liso 3K T.40 L: 120 Ø 5

3KTPM5132 Vástago Liso 3K T.40 L: 132 Ø 5





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KTPM5144	Vástago Liso 3K T.40 L: 144 Ø 5
3KTPM5158	Vástago Liso 3K T.40 L: 158 Ø 5
3KTPM5185	Vástago Liso 3K T.40 L: 185 Ø 5
3KTPM5250	Vástago Liso 3K T.40 L: 250 Ø 5
3KTT66500	Vástago Liso 3K TA6V L: 500 Ø 4.5
3KT401	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Corto
3KT402	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Mediano
3KT403	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Largo
3KT404	Vástago Liso 3K TA6V Ø 4 Extra Largo
3KT301	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Corto
3KT302	Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Mediano

3KT303 Vástago Liso 3K TA6V Ø3 Largo

3KT304 Vástago Liso 3K TA6V Ø 3 Extra Largo

3KTF5650 Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Corto

3KTF5680 Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Mediano

3KTF56110 Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Largo

3KTF56250 Vástago Liso 3K TA6V Ø 2.5 Extra Largo

3KTSL66300 Vástago T. 40 3K Ø 1 L 300

§
- 3KTDD204 Vástago Doble Diámetro L 500

3KBTCM25550 Barra Transversal Lisa 3K L: 55

3KBTCC25650 Barra Transversal Lisa 3K L: 65

3KBTC25750 Barra Transversal Lisa 3K L: 75

3KBTCL25900 Barra Transversal Lisa 3K L: 90





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KBC560-A	Gancho para Barra Transversal 3K + Tornillo de bloqueo Largo
3KDTP35-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 35
3KDTP45-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 45
3KDTP55-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 55
3KDTP65-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 65
3KDTP75-A	Dispositivo Transversal Poliaxial L: 75
3KVDT05	Tornillo de Bloqueo DTT
3KPTLA950	Placa Transversal Lisa 3K L: 50
3KPTLB960	Placa Transversal Lisa 3K L. 60
3KPTLC970	Placa Transversal Lisa 3K L: 70
3KPTC65-A	Gancho para Placa Transversal 3K + Tuerca plana

3KPTCE57	Tuerca Plana 3K
3KCTB136-A	Gancho Transversal Barra Monobloc corta + Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB137-A	Gancho Transversal Barra Monobloc mediana +Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB138-A	Gancho Transversal Barra Monobloc larga +Tornillo de bloqueo mediano
3KCTB139-A	Gancho Transversal Barra Monobloc extra larga +Tornillo de bloqueo mediano
3KCP9080-A	Gancho Pedicular 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPGR9181-A	Gancho Pedicular 3K Garganta reducida + tornillo de bloqueo estándar
3KCPS9383-A	Gancho Pedicular Garganta pequeña + Tornillo de bloqueo estándar
3KCPR9282-A	Gancho Pedicular de Reducción 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCL6595-A	Gancho Lumbar 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCT4570-A	Gancho Torácico 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLG5582-A	Gancho laminar garganta mediana + tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KCTA126-A	Gancho Torácico Adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCPM8590-A	Gancho Pedicular modificado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCLM9565-A	Gancho Lumbar Modificado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KCTM7045-A	Gancho Torácico Modificado 3K + tornillo de bloqueo estándar
3KPS105-A	Placa para Fijación Sacro + tornillo de bloqueo grande + tornillo de bloqueo mediano
5, 3KPSV106	Tornillo para Alerón del sacro 3K
3KPSVL114	Tornillo para Alerón del sacro 3K Largo
3KPIS120-A	Placa Iliosacro 3K + tornillo de bloqueo estándar métrico
3KPISVA11355	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:55
3KPISVB11360	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:60
3KPISVC11370	Tornillo para placa Iliosacra 3K Ø: 7 L:70

3KDC101-A Dominó Cuadrado 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos

3KDD104-A Dominó Derecho 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos

3KAR101-A Dispositivo de Recuperación 3K + tornillo de bloqueo largo

3KANR111-A Anillo de Recuperación 3K + tornillo de bloqueo mediano

3KAB102-A Anillo de Bloqueo Abierto 3K + tornillo de bloqueo largo

3KVBB1005 Tornillo de Bloqueo estándar 3K Buttress

3KVBP1002 Tornillo de Bloqueo grande 3K

3KVBC1004 Tornillo de Bloqueo Deslizante

3KVAP1006 Tornillo de Bloqueo Pediátrico 3K

3KCPV401 Tornillo de Fijación para Gancho Pedicular 3K Ø 4

3KCLV402 Tornillo de Fijación para Gancho Lumbar 3K Ø 4

3KCTV403 Tornillo de Fijación para Gancho Torácico 3K Ø 4





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KBCV601	Tornillo de Bloqueo 3K Largo Ø 6 L: 5
3KDCV602	Tornillo de Bloqueo 3K Mediano Ø 6 L: 5
3KCCV603	Tornillo de Bloqueo 3K Corto Ø 6 L: 5
3KVDF536-A	Tornillo Dorsal Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVDF541	Tornillo Dorsal Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVLFC636-A	Tornillo Lumbar Cerrado Corto 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVL641-A	Tornillo Lumbar Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVLFL646-A	Tornillo Lumbar Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSFC736-A	Tornillo Sacro Cerrado Corto 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSF741-A	Tornillo Sacro Cerrado 3K + tornillo de bloqueo mediano
3KVSFL746-A	Tornillo Sacro Cerrado Largo 3K + tornillo de bloqueo mediano



3KVAD1536 Tornillo Anterior Dorsal 3K + tornillo de bloqueo largo

3KVADL1541-A Tornillo Anterior Dorsal Largo 3K + tornillo de bloqueo largo

3KVALC1636-A Tornillo Anterior Lumbar Corto 3K + tornillo de bloqueo largo

3KVAL1641-A Tornillo Anterior Lumbar 3K + tornillo de bloqueo largo

3KVALL1646-A Tornillo Anterior Lumbar Largo 3K + tornillo de bloqueo largo

3KVASC1736-A Tornillo Anterior Sacro Corto 3K + tornillo de bloqueo largo

3KVAS1741-A Tornillo Anterior Sacro 3K + tornillo de bloqueo largo

3KVASL1746-A Tornillo Anterior Sacro Largo 3K + tornillo de bloqueo largo

3KVPC425-A Tornillo Pedicular Pediátrico corto 3K + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPL435-A Tornillo Pedicular Pediátrico Largo 3K + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP425-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 25 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP430-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVP435-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP440-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP445-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP450-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 4 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP530-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP535-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP540-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP545-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP550-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP555-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVP560-A	Tornillo Pediátrico 3K Ø 5 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico

5,

3KVP630-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP635-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP640-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP645-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP650-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP655-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP660-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 6 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP730-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP735-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP740-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP745-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVP750-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVP755-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVP760-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 7 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVP830-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVP835-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVP840-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
5. 3KVP845-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVP850-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVP855-A Tornillo Pediátrico 3K Ø 8 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR425-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:25 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR430-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR435-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico

- 3KVPR440-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR445-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR450-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø4 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR530-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR535-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR540-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR545-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR550-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR555-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR560-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø5 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR630-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR635-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico

§





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KCTR1050-A Gancho Transverso 3K + Tornillo de bloqueo mediano
- 3KCTO1060-A Gancho Transverso Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
- 3KCTT1070-A Gancho Transverso Torácico Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
- 3KC501080-A Gancho Sublaminar Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar
- 3KCCA5090-A Gancho de Cuerpo Alargado 3K + tornillo de bloqueo estándar
- 3KCCDD5095-A Gancho Offset a la derecha 3K + Tornillo de bloqueo Mediano
- 3KCCDG9550-A Gancho Offset a la Izquierda 3K +Tornillo de bloqueo mediano
- 3KCDDO5196-A Gancho Offset a la Derecha Abierto 3K +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KCDGO9651-A Gancho Offset a la Izquierda Abierto 3K +Tornillo de bloqueo estándar
- 3KCDDT5175-A Gancho Offset a la Derecha Torácico 3K +Tornillo de bloqueo mediano
- 3KCDGT7551-A Gancho Offset a la Izquierda Torácico 3K +Tornillo de bloqueo mediano

3KCDT05276-A Gancho Offset a la Derecha Torácico Abierto 3K +tornillo de bloqueo estándar

3KCGT07652-A Gancho Offset a la Izq. Torácico Abierto 3K +tornillo de bloqueo estándar

3KCLD4065-A Gancho Lame Offset a la Derecha 3K + Tornillo de Bloqueo mediano

3KCLDG6540-A Gancho Lame a Offset la Izquierda 3K + Tornillo de bloqueo mediano

3KCLD04166-A Gancho Lame Offset a la Derecha Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar

3KCLGO6641-A Gancho Lame Offset a la Izquierda Abierto 3K + tornillo de bloqueo estándar

3KCLR4595-A Gancho Lumbar Lame Reducida 3K +tornillo de bloqueo estándar

3KCTRD4595-A Gancho Torácico Lame Reducida 3K + tornillo de bloqueo estándar

3KCPA121-A Gancho Pedicular Adaptable de Reducción 3K + tornillo de bloqueo estándar

3KCPMA123-A Gancho Pedicular adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar

3KCLA124-A Gancho Lumbar Adaptable de reduccion 3K + tornillo de Bloqueo estándar

3KCLMA125-A Gancho Lumbar Adaptable 3K + tornillo de bloqueo estándar





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KVPA450-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA530-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA535-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA540-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA545-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA550-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA555-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA560-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 5 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA630-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA635-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
3KVPA640-A	Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico

5.

3KVPA645-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPA650-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPA655-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPA660-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 6 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPA730-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPA735-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPA740-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPA745-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPA750-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPA755-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPA760-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 7 L: 60 + tornillo de bloqueo pediátrico

3KVPA830-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVPA835-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPA840-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPA845-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPA850-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 50 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPA855-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 8 L: 55 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPRA425-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:25+tornillo de bloqueo ped.
- 3KVPRA430-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:30+tornillo de bloqueo ped.
- 3KVPRA435-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:35+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA440-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:40+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA445-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:45+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA450-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø4 L:50+tornillo de bloqueo ped



- 3KVPRA530-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:30+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA535-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:35+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA540-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:40+ tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA545-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:45+ tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA550-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:50+ tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA555-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:55+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA560-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø5 L:60+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA630-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:30+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA635-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:35+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA640-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:40+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA645-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:45+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA650-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:50+tornillo de bloqueo ped





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVPRA655-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:55+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA660-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø6 L:60+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA730-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:30+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA735-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:35+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA740-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:40+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA745-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:45+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA750-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:50+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA755-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:55+tornillo de bloqueo ped
- 3KVPRA760-A Tornillo Adaptable Pediátrico Reducción 3K Ø7 L:60+tornillo de bloqueo ped
- 3KCPP6080-A Gancho Pedicular Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KCPPI6070-A Gancho Pedicular pediátrico de Reducción 3K +tornillo de bloqueo pediátrico

3KCPPR6060-A Gancho Pedicular Pediátrico 3K Garganta Reducida + tornillo de bloqueo pediátrico

3KCLP7555-A Gancho Lumbar Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo pediátrico

3KCTP5540-A Gancho Torácico Pediátrico 3K + Tornillo de bloqueo pediátrico

3KCLDP3964-A Gancho Lame Offset Derecha Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano

3KCLGP6439-A Gancho Lame Offset Izquierda Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano

3KDP109-A Dominó Pediátrico 3K + 2 tornillos de bloqueo medianos

3KCBL4047-A Gancho Baby Laminar 3K + tornillo de bloqueo corto

3KCBS4050-A Gancho Baby Sacro 3K + tornillo de bloqueo corto

3KTB66200 Vástago Liso 3K TA6V L: 200 Ø 3.3

3KCRP860-A Gancho Transversal Pediátrico 3K + tornillo de bloqueo mediano

3KBTP01 Barra Transversal Pediátrica Corta

3KBTP02 Barra Transversal Pediátrica Mediana





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KBTP03	Barra Transversal Pediátrica Larga
3KTFC117	Conector Vástagos Flexibles 3K
3KTFC118	Conector Vástagos Flexibles 3mm 3K
3KTF76201	Vástago Flexible Corto
3KTF76202	Vástago Flexible Mediano
3KTF76203	Vástago Flexible Largo
3KTF76204	Vástago Flexible Extra Largo
3KTF76205	Vástago Flexible 3K L: 90
3KTF76206	Vástago Flexible 3K L: 132
3KTF76207	Vástago Flexible 3K L: 158
3KTF76208	Vástago Flexible 3K L: 185



3KPSAD118-A Placa Sacro de Cabeza Adaptable Derecha 3K +tornillo de bloqueo estándar

3KPSAG119-A Placa Sacro Cabeza Adaptable Izquierda 3K +tornillo de bloqueo estándar

3KVPSA35-4 Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 35

3KVPSA40-4 Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 40

3KVPSA45-4 Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 45

3KPSA50-4 Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 50

3KPSA55-4 Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 55

5. 3KPSA60-4 Tornillo para Placa Sacro Adaptable 3K L: 60

3KAIE122-A Adaptador Interespinal 3K + tornillo de bloqueo

3KAIE81 Tornillo de Bloqueo para Adaptador Interespinal 3K

3KADS127 Grapa Vertebral Derecha Small 3K

3KAGS128 Grapa Vertebral Izquierda Small 3K





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

3KAD129	Grapa Vertebral Derecha Estándar 3K
3KAG130	Grapa Vertebral Izquierda Estándar 3K
3KADL131	Grapa Vertebral Derecha Grande 3K
3KAGL132	Grapa Vertebral Izquierda Grande 3K
3KVC410-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 10 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC412-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 12 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC414-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 14 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC416-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 16 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC418-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 18 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC420-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 20 3K + tornillo de bloqueo cervical
3KVC422-A	Tornillo Cervical Ø 4 L: 22 3K + tornillo de bloqueo cervical



3KVC425-A Tornillo Cervical Ø 4 L: 25 3K + tornillo de bloqueo cervical

3KVC430-A Tornillo Cervical Ø 4 L: 30 3K + tornillo de bloqueo cervical

3KVC435-A Tornillo Cervical Ø 4 L: 35 3K + tornillo de bloqueo cervical

3KVC440-A Tornillo Cervical Ø 4 L: 40 3K + tornillo de bloqueo cervical

3KVC80 Tornillo de Bloqueo Cervical

3KCPC475-A Gancho Cervical Posterior 3K + tornillo de bloqueo mediano

3KCPTA430 Vástago Cervical Posterior 3K L: 30

3KCPTB455 Vástago Cervical Posterior 3K L: 55

3KCPTC475 Vástago Cervical Posterior 3K L: 75

3KCPTD4100 Vástago Cervical Posterior 3K L: 100

3KCPTTE4125 Vástago Cervical Posterior 3K L: 125

3KCPTF4250 Vástago Cervical Posterior 3K L: 250





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KCC201-A Conector Cervical + tornillo de bloqueo mediano
- 3KCLC202-A Gancho Laminar Cervical + tornillo de bloqueo cervical
- 3KCLS203-A Gancho Laminar Cervical small + tornillo de bloqueo cervical
- 3KCDCD204-A Gancho Offset a la Derecha + tornillo de bloqueo cervical
- 3KCDCG205-A Gancho Offset a la Izquierda + tornillo de bloqueo cervical
- 3KCTC206-A Gancho Transversal Cervical + tornillo de bloqueo mediano
- 3KTBC207 Barra Transversal Cervical corta
- 3KTBC208 Barra transversal Cervical Mediana
- 3KTBC209 Barra Transversal Cervical Larga
- 3KCLO210-A Gancho Laminar Occipital + tornillo de bloqueo largo
- 3KCLOS211-A Gancho Laminar Occipital Small+ tornillo de bloqueo largo

3KPOC41185	Placa Occipito-cervical 3K
3KPOCL41220	Placa Occipito-cervical Mediana 3K
3KPOCL41270	Placa Occipito-cervical Larga 3K
3KVOC06	Tornillo Occipito-cervical Corto 3K
3KVOC08	Tornillo Occipito-cervical Largo 3K
3KCCF413	Gancho Contractor Roscado 3K
3KCCL414	Gancho Contractor Liso 3K
3KTC480	Vástago Contractor Roscado 3K
3KEC481	Tuerca para Contractor 3K
3KDCO110-A	Dominó Cuadrado Abierto 3K + 4 tornillos de bloqueo medianos





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 3KVPR640-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR645-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR650-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR655-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR660-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø6 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR730-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
5. 3KVPR735-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR740-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR745-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR750-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR755-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico

- 3KVPR760-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø7 L:60 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR830-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:30 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR835-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:35 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR840-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:40 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR845-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:45 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR850-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:50 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPR855-A Tornillo Pediátrico de Reducción 3K Ø8 L:55 +tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPA425-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 25 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPA430-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 30 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPA435-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 35 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPA440-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 40 + tornillo de bloqueo pediátrico
- 3KVPA445-A Tornillo Adaptable Pediátrico 3K Ø 4 L: 45 + tornillo de bloqueo pediátrico





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Condición de expendio: venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: FRADIS Medical

Lugar/es de elaboración: Zone Industrielle BP 23, 52800 NOGENT, Francia

Se extiende a TESIS S.R.L el Certificado PM-867-29, en la Ciudad de Buenos Aires, a09 AGO 2013....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº **5085**



Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.