



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-8377-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 16 de Agosto de 2018

Referencia: 1-47-3110-906-18-7

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-906-18-7 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SHEIKOMED SRL solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1959-23, denominado: SISTEMA DE FIJACION ESPINAL, marca: ULRICH MEDICAL

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídase la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1959-23, denominado: SISTEMA DE FIJACION ESPINAL, marca: ULRICH MEDICAL, propiedad de la firma SHEIKOMED SRL obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 1092 de fecha de 18 de febrero de 2013

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1959-23, denominado: SISTEMA DE FIJACION ESPINAL, marca: ULRICH MEDICAL.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-35057186-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1959-23.

ARTÍCULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente 1-47-3110-906-18-7

Digitally signed by CHIALE Carlos Alberto
Date: 2018.08.16 18:19:41 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Alberto Chiale
Administrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
3071517864
Date: 2018.08.16 18:19:49 -0300

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma SHEIKOMED SRL la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1959-23 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE FIJACION ESPINAL

Marca del producto médico: ULRICH MEDICAL

Disposición Autorizante ANMAT N° 1092 de fecha 18 de febrero de 2013

Tramitado por Expediente N° 1-47-21980-11-1

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	18 de febrero de 2018	18 de febrero de 2023
Modelos	Implantes: CS 8006-45-30; tornillo flamenco, monoaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 30mm CS 8006-45-35; tornillo flamenco, monoaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 35mm CS 8006-50-30; tornillo flamenco, monoaxial, dorado, Ø 5,0mm, largo 30mm CS 8006-50-35; tornillo flamenco, monoaxial, dorado, Ø 5,0mm, largo 35mm CS 8006-50-40; tornillo flamenco, monoaxial, dorado, Ø 5,0mm, largo 40mm CS 8006-55-30; tornillo flamenco, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 30mm CS 8006-55-35; tornillo flamenco, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 35mm CS 8006-55-40; tornillo flamenco, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 40mm	Implante: CS 8002-040; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 40mm, precurvada; CS 8002-050; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 50mm, precurvada; CS 8002-060; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 60mm, precurvada; CS 8002-070; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 70mm, precurvada; CS 8002-080; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 80mm, precurvada; CS 8002-090; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 90mm, precurvada;



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.S.M.S.T.

	CS 8006-55-45; tornillo flamenco, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 45mm CS 8006-55-50; tornillo flamenco, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 50mm CS 8006-60-40; tornillo flamenco, monoaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 40mm CS 8006-60-45; tornillo flamenco, monoaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 45mm CS 8006-60-50; tornillo flamenco, monoaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 50mm CS 8006-65-30; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 30mm CS 8006-65-35; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 35mm CS 8006-65-40; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 40mm CS 8006-65-45; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 45mm CS 8006-65-50; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 50mm CS 8006-65-55; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 55mm CS 8006-70-35; tornillo flamenco, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 35mm CS 8006-70-40; tornillo flamenco, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 40mm CS 8006-70-45; tornillo flamenco, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 45mm CS 8006-70-50; tornillo flamenco, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 50mm CS 8006-75-35; tornillo flamenco, monoaxial, azul, Ø	CS 8002-100; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 100mm, precurvada; CS 8006-45-30; tornillo flamenco, monoaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 30mm; CS 8006-45-35; tornillo flamenco, monoaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 35mm; CS 8006-50-30; tornillo flamenco, monoaxial, plateado, Ø 5,0mm, largo 30mm; CS 8006-50-35; tornillo flamenco, monoaxial, plateado, Ø 5,0mm, largo 35mm; CS 8006-50-40; tornillo flamenco, monoaxial, plateado, Ø 5,0mm, largo 40mm; CS 8006-55-30; tornillo flamenco, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 30mm; CS 8006-55-35; tornillo flamenco, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 35mm; CS 8006-55-40; tornillo flamenco, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 40mm; CS 8006-55-45; tornillo flamenco, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 45mm; CS 8006-55-50; tornillo flamenco, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 50mm; CS 8006-60-40; tornillo flamenco, monoaxial, rosa, Ø
--	--	--

	<p>7,5mm, largo 35mm CS 8006-75-40; tornillo flamenco, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 40mm CS 8006-75-45; tornillo flamenco, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 45mm CS 8006-75-50; tornillo flamenco, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 50mm CS 8006-75-55; tornillo flamenco, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 55mm CS 8007-45-30; tornillo flamenco, poliaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 30mm CS 8007-45-35; tornillo flamenco, poliaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 35mm CS 8007-55-30; tornillo flamenco, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 30mm CS 8007-55-35; tornillo flamenco, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 35mm CS 8007-55-40; tornillo flamenco, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 40mm CS 8007-55-45; tornillo flamenco, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 45mm CS 8007-55-50; tornillo flamenco, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 50mm CS 8007-60-40; tornillo flamenco, poliaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 40mm CS 8007-60-45; tornillo flamenco, poliaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 45mm CS 8007-60-50; tornillo flamenco, poliaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 50mm CS 8007-60-55; tornillo flamenco, poliaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 55mm CS 8007-65-30; tornillo</p>	<p>6,0mm, largo 40mm; CS 8006-60-45; tornillo flamenco, monoaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 45mm; CS 8006-60-50; tornillo flamenco, monoaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 50mm; CS 8006-65-30; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 30mm; CS 8006-65-35; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 35mm; CS 8006-65-40; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 40mm; CS 8006-65-45; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 45mm; CS 8006-65-50; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 50mm; CS 8006-65-55; tornillo flamenco, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 55mm; CS 8006-70-35; tornillo flamenco, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 35mm; CS 8006-70-40; tornillo flamenco, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 40mm; CS 8006-70-45; tornillo flamenco, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.S.

	flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 30mm CS 8007-65-35; tornillo flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 35mm CS 8007-65-40; tornillo flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 40mm CS 8007-65-45; tornillo flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 45mm CS 8007-65-50; tornillo flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 50mm CS 8007-65-55; tornillo flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 55mm CS 8007-70-35; tornillo flamenco, poliaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 35mm CS 8007-70-40; tornillo flamenco, poliaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 40mm CS 8007-70-45; tornillo flamenco, poliaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 45mm CS 8007-70-50; tornillo flamenco, poliaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 50mm CS 8007-70-55; tornillo flamenco, poliaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 55mm CS 8008-50-30; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, dorado, Ø 5,0mm, largo 30mm CS 8008-50-35; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, dorado, Ø 5,0mm, largo 35mm CS 8008-50-40; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, dorado, Ø 5,0mm, largo 40mm CS 8008-55-35; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm,	45mm; CS 8006-70-50; tornillo flamenco, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 50mm; CS 8006-75-35; tornillo flamenco, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 35mm; CS 8006-75-40; tornillo flamenco, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 40mm; CS 8006-75-45; tornillo flamenco, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 45mm; CS 8006-75-50; tornillo flamenco, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 50mm; CS 8006-75-55; tornillo flamenco, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 55mm; CS 8007-45-25; tornillo flamenco, poliaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 25mm; CS 8007-45-30; tornillo flamenco, poliaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 30mm; CS 8007-45-35; tornillo flamenco, poliaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 35mm; CS 8007-45-40; tornillo flamenco, poliaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 40mm; CS 8007-45-45; tornillo flamenco, poliaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 45mm; CS 8007-45-50;
--	---	---

	<p>largo 35mm CS 8008-55-40; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 40mm CS 8008-55-45; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 45mm CS 8008-60-40; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 40mm CS 8008-60-45; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 45mm CS 8008-60-50; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 50mm CS 8008-65-35; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 35mm CS 8008-65-40; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 40mm CS 8008-65-45; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 45mm CS 8008-65-50; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 50mm CS 8008-65-55; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 55mm CS 8008-70-35; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 35mm CS 8008-70-40; tornillo flamenco, brazo largo, IF-2018-35067, 06-A, P, N, D, N, P, S, A, N, M, A, T</p>	<p>tornillo flamenco, poliaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 50mm; CS 8007-45-55; tornillo flamenco, poliaxial, celeste, Ø 4,5mm, largo 55mm; CS 8007-55-30; tornillo flamenco, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 30mm; CS 8007-55-35; tornillo flamenco, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 35mm; CS 8007-55-40; tornillo flamenco, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 40mm; CS 8007-55-45; tornillo flamenco, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 45mm; CS 8007-55-50; tornillo flamenco, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 50mm; CS 8007-55-55; tornillo flamenco, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 55mm; CS 8007-60-40; tornillo flamenco, poliaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 40mm; CS 8007-60-45; tornillo flamenco, poliaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 45mm; CS 8007-60-50; tornillo flamenco, poliaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 50mm; CS 8007-60-55; tornillo flamenco, poliaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 55mm;</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.M.A.S.

	monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 40mm CS 8008-70-45; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 45mm CS 8008-70-50; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 50mm CS 8008-70-55; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 55mm CS 8010; tornillo flamenco de seguridad, dorado, Ø 9,0mm, largo 5mm CS 8012-040; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 40mm CS 8012-050; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 50mm CS 8012-060; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 60mm CS 8012-070; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 70mm CS 8012-080; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 80mm CS 8012-090; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 90mm CS 8012-100; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 100mm CS 8012-110; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 110mm CS 8012-130; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 130mm CS 8012-150; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 150mm CS 8012-170; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 170mm CS 8012-200; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 200mm CS 8012-250; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 250mm CS 8012-300; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 300mm CS 8012-350; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 350mm	CS 8007-65-30; tornillo flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 30mm; CS 8007-65-35; tornillo flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 35mm; CS 8007-65-40; tornillo flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 40mm; CS 8007-65-45; tornillo flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 45mm; CS 8007-65-50; tornillo flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 50mm; CS 8007-65-55; tornillo flamenco, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 55mm; CS 8007-70-35; tornillo flamenco, poliaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 35mm; CS 8007-70-40; tornillo flamenco, poliaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 40mm; CS 8007-70-45; tornillo flamenco, poliaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 45mm; CS 8007-70-50; tornillo flamenco, poliaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 50mm; CS 8007-70-55; tornillo flamenco, poliaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 55mm; CS 8007-80-35; tornillo flamenco, poliaxial, bronce, Ø
--	---	--

	<p>CS 8012-480; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 480mm</p> <p>CS 8013-100; conector transversal flamenco, largo 100mm, consiste de CS 8013-01-100, -02 (2x), -03 (2x)</p> <p>CS 8013-80; conector transversal flamenco, largo 80mm, consiste de CS 8013-01-080, -02 (2x), -03 (2x)</p> <p>CS 8013-60; conector transversal flamenco, largo 60mm, consiste de CS 8013-01-060, -02 (2x), -03 (2x)</p> <p>CS 8013-01-050; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 50mm</p> <p>CS 8013-01-060; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 60mm</p> <p>CS 8013-01-070; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 70mm</p> <p>CS 8013-01-080; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 80mm</p> <p>CS 8013-01-090; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 90mm</p> <p>CS 8013-01-100; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 100mm</p> <p>CS 8013-02; barra flamenco – conector de guía para conector transversal</p> <p>CS 8013-03; tornillo flamenco de seguridad para conector transversal, gris</p> <p>CS 8013-04-044; conector transversal flamenco, variable, P, largo 40-49mm</p>	<p>8,0mm, largo 35mm; CS 8007-80-40; tornillo flamenco, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 40mm; CS 8007-80-45; tornillo flamenco, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 45mm; CS 8007-80-50; tornillo flamenco, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 50mm; CS 8007-80-55; tornillo flamenco, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 55mm; CS 8008-50-30; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, plateado, Ø 5,0mm, largo 30mm; CS 8008-50-35; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, plateado, Ø 5,0mm, largo 35mm; CS 8008-50-40; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, plateado, Ø 5,0mm, largo 40mm; CS 8008-55-35; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 35mm; CS 8008-55-40; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 40mm; CS 8008-55-45; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 45mm;</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.S.

	<p>CS 8013-04-062; conector transversal flamenco, variable, M, largo 48-67mm CS 8013-04-096; conector transversal flamenco, variable, G, largo 66-101mm CS 8014-8-05; gancho pedicular flamenco, ancho 8mm, largo 5mm CS 8014-8-07; gancho pedicular flamenco, ancho 8mm, largo 7mm CS 8014-8-09; gancho pedicular flamenco, ancho 8mm, largo 9mm CS 8015-5-07; gancho laminar flamenco, ancho 5mm, largo 7mm CS 8015-5-09; gancho laminar flamenco, ancho 5mm, largo 9mm CS 8015-7-07; gancho laminar flamenco, ancho 7mm, largo 7mm CS 8015-7-09; gancho laminar flamenco, ancho 7mm, largo 9mm CS 8016-7-09; gancho offset flamenco, izquierdo, ancho 7mm, largo 9mm CS 8016-7-11; gancho offset flamenco, izquierdo, ancho 7mm, largo 11mm CS 8017-01; barra flamenco - conector de barra, paralelo, Ø 5,5 a 5,5mm CS 8017-02; barra flamenco - conector de barra, paralelo, Ø 5,5 a 6,0mm CS 8018-01; barra flamenco - conector de barra, axial, Ø 5,5 a 5,5mm CS 8018-02; barra flamenco - conector de barra, axial, Ø 5,5 a 6,0mm CS 8019-7-09; gancho offset flamenco, derecho, ancho</p>	<p>CS 8008-60-40; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 40mm; CS 8008-60-45; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 45mm; CS 8008-60-50; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa, Ø 6,0mm, largo 50mm; CS 8008-65-35; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 35mm; CS 8008-65-40; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 40mm; CS 8008-65-45; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 45mm; CS 8008-65-50; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 50mm; CS 8008-65-55; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 55mm; CS 8008-70-35; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 35mm; CS 8008-70-40; tornillo flamenco, brazo</p>
--	---	--

IF-2018-35057186-APN-DNPM#ANMAT

	<p>7mm, largo 9mm CS 8019-7-11; gancho offset flamenco, derecho, ancho 7mm, largo 11mm CS 8007-80-35 tornillo flamenco, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 35mm CS 8007-80-40 tornillo flamenco, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 40mm CS 8007-80-45 tornillo flamenco, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 45mm CS 8007-80-50 tornillo flamenco, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 50mm CS 8007-80-55 tornillo flamenco, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 55mm CS 8008-75-35 tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 35mm; CS 8008-75-40 tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 40mm; CS 8008-75-45 tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 45mm; CS 8008-75-50 tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 50mm; CS 8008-75-55 tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 55mm; CS 8009-55-35 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 35mm CS 8009-55-40 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 40mm</p>	<p>largo, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 40mm; CS 8008-70-45; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 45mm; CS 8008-70-50; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 50mm; CS 8008-70-55; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, rosa claro, Ø 7,0mm, largo 55mm; CS 8008-75-35; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 35mm; CS 8008-75-40; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 40mm; CS 8008-75-45; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 45mm; CS 8008-75-50; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 50mm; CS 8008-75-55; tornillo flamenco, brazo largo, monoaxial, azul, Ø 7,5mm, largo 55mm; CS 8009-55-30; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 30mm</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.I.T.

	CS 8009-55-45 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 45mm CS 8009-65-35 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 35mm CS 8009-65-40 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 40mm CS 8009-65-45 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 45mm CS 8009-65-50 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 50mm CS 8009-65-55 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 55mm CS 8009-80-35 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 35mm CS 8009-80-40 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 40mm CS 8009-80-45 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 45mm CS 8009-80-50 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 50mm CS 8009-80-55 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 55mm CS 8009-80-60 tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm,	largo 30mm; CS 8009-55-35; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 35mm; CS 8009-55-40; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 40mm; CS 8009-55-45; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 45mm; CS 8009-55-50; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 50mm; CS 8009-65-30; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 30mm; CS 8009-65-35; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 35mm; CS 8009-65-40; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 40mm; CS 8009-65-45; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 45mm; CS 8009-65-50; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 50mm; CS 8009-65-55;
--	--	--

	<p>largo 60mm CS 8011 tornillo flamenco de seguridad, bronce, para tornillo de Ø 8,0mm CS 8009-55-30: tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 30mm CS 8009-55-50: tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, amarillo, Ø 5,5mm, largo 50mm CS 8009-65-30: tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 30mm <u>Instrumentos:</u> CS 8020; Mango en T CS 8022; Punzón, recto CS 8023; Punzón, curvo CS 8024; Probador pedicular CS 8026-05; Macho Ø 5,0mm CS 8026-06; Macho Ø 6,0mm CS 8028; Destornillador para tornillos monoaxiales CS 8029; Destornillador para tornillos poliaxiales CS 8031; Destornillador, hex 3,5mm CS 8032-01; Plantilla de barra, largo 150mm CS 8032-02; Plantilla de barra, largo 300mm CS 8033; Pinza para moldear barra CS 8034; Pinza para moldear barra, in situ, consiste de CS 8034-01 y CS 8034-02 CS 8034-01; Pinza para moldear barra, in situ, izquierda CS 8034-02; Pinza para moldear barra, in situ, derecha CS 8035; Sostén de barra CS 8036; Instrumento para introducir barra CS 8037; Instrumento para</p>	<p>tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, verde, Ø 6,5mm, largo 55mm; CS 8009-80-35; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 35mm; CS 8009-80-40; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 40mm; CS 8009-80-45; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 45mm; CS 8009-80-50; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 50mm; CS 8009-80-55; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 55mm; CS 8009-80-60; tornillo flamenco, brazo largo, poliaxial, bronce, Ø 8,0mm, largo 60mm; CS 8010; tornillo flamenco de seguridad, plateado, Ø 9,0mm, largo 5mm; CS 8011; tornillo flamenco de seguridad, bronce, para tornillo de Ø 8,0mm; CS 8012-040; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 40mm; CS 8012-050; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 50mm;</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.A.M.A.T.

	presionar barra CS 8038; Pinza para barra CS 8040; Desrotador, hex 5,0mm CS 8042; Probador, Ø 4,0mm CS 8043; Probador, Ø 4,0mm, con mango curvo CS 8045; Pinza con brazo de corte largo CS 8046; Destornillador para tornillo de seguridad, hex 4,0mm CS 8047; Sostén para tornillo de seguridad CS 8049; Torquimetro con mango en T CS 8050; Pinza de compresión, curva CS 8051; Pinza de distracción, curva CS 8053; Contra-Torque CS 8046 CS 8054; Destornillador para Conector Transversal CS 8056; Bloque Flamenco CS 8057; Mango en T, alternativo a CS 8020 CS 8060; Insertador para gancho laminar CS 8061; Insertador para gancho pedicular CS 8062; Impactador de gancho CS 8063; Taladro para gancho CS 8064; Pinza para gancho CS 8026-07; Macho Ø 7,0mm CS 8030; Destornillador para tornillos poliaxiales, Ø 8,0mm CS 8044-01; Destornillador para tornillos poliaxiales de brazo largo CS 8044-02; Destornillador para tornillos poliaxiales de brazo largo para tornillos de Ø 8,0mm CS 5056-01; Bloque Flamenco, grande	largo 50mm; CS 8012-060; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 60mm; CS 8012-070; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 70mm; CS 8012-080; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 80mm; CS 8012-090; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 90mm; CS 8012-100; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 100mm; CS 8012-110; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 110mm; CS 8012-130; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 130mm; CS 8012-150; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 150mm; CS 8012-170; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 170mm; CS 8012-200; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 200mm; CS 8012-250; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 250mm; CS 8012-300; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 300mm; CS 8012-350; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 350mm; CS 8012-480; barra flamenco, Ø 5,5mm, largo 480mm; CS 8013-01-050; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 50mm
--	--	---

	<p>CS 8058; Instrumento para presionar barra (Rocker)</p> <p>CS 7300 Set uRevision que consiste de:</p> <p>CS 7300-03-25 Set para remover tornillos, con filo, en sentido contrario a las agujas del reloj, Ø 2,5mm</p> <p>CS 7300-03-30 Set para remover tornillos, con filo, en sentido contrario a las agujas del reloj, Ø 3,0mm</p> <p>CS 7300-03-35 Set para remover tornillos, con filo, en sentido contrario a las agujas del reloj, Ø 3,5mm</p> <p>CS 7300-04-40 Removedor de tornillos rotos, en sentido contrario a las agujas del reloj, Ø 4,0mm, para tornillos de Ø 3,5-4,0mm</p> <p>CS 7300-04-50 Removedor de tornillos rotos, en sentido contrario a las agujas del reloj, Ø 5,0mm, para tornillos de Ø 4,5-5,0mm</p> <p>CS 7300-04-60 Removedor de tornillos rotos, en sentido contrario a las agujas del reloj, Ø 6,0mm, para tornillos de Ø 5,5-4,0mm</p> <p>CS 7300-04-70 Removedor de tornillos rotos, en sentido contrario a las agujas del reloj, Ø 7,0mm, para tornillos de Ø 6,5-4,0mm</p> <p>CS 7300-04-80 Removedor de tornillos rotos, en sentido contrario a las agujas del reloj, Ø 8,0mm, para tornillos de Ø 7,5-4,0mm</p> <p>CS 7300-05-40 Fresa, hueca, Ø 4,0mm, para tornillos de Ø 3,5-4,0mm</p> <p>CS 7300-05-50 Fresa, hueca, Ø 5,0mm, para tornillos de Ø 4,5-4,0mm</p>	<p>CS 8013-01-060; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 60mm;</p> <p>CS 8013-01-070; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 70mm;</p> <p>CS 8013-01-080; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 80mm;</p> <p>CS 8013-01-090; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 90mm;</p> <p>CS 8013-01-100; barra flamenco para conector transversal, Ø 3,0mm, largo 100mm;</p> <p>CS 8013-02; barra flamenco - conector de guía para conector transversal;</p> <p>CS 8013-03; tornillo flamenco de seguridad para conector transversal, gris;</p> <p>CS 8013-04-044; conector transversal flamenco, variable, P, largo 40-49mm;</p> <p>CS 8013-04-062; conector transversal flamenco, variable, M, largo 48-67mm;</p> <p>CS 8013-04-096; conector transversal flamenco, variable, G, largo 66-101mm;</p> <p>CS 8013-060; conector transversal flamenco, largo 60mm, consiste de CS 8013-01-060, -02 (2x), -03 (2x); CS 8013-080; conector transversal flamenco,</p>
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
S.A.S.M.S.

	<p>CS 7300-05-60 Fresa, hueca, Ø 6,0mm, para tornillos de Ø 5,5-6,0mm</p> <p>CS 7300-05-70 Fresa, hueca, Ø 7,0mm, para tornillos de Ø 6,5-7,0mm</p> <p>CS 7300-05-80 Fresa, hueca, Ø 8,0mm, para tornillos de Ø 7,5-8,0mm</p> <p>CS 7300-06-200 Extensión de manija, 200mm</p> <p>CS 7300-07 Mango en T con Ratchet</p> <p><u>Almacenaje:</u></p> <p>CS 8090; Bandeja para instrumento flamenco, consiste de CS 8090-01 a CS 8090-04</p> <p>CS 8090-01; Bandeja contenedora flamenco para instrumentos</p> <p>CS 8090-02; Bandeja flamenco 1 para instrumentos</p> <p>CS 8090-03; Bandeja flamenco 2 para instrumentos</p> <p>CS 8090-04; Tapa de bandeja contenedora flamenco para bandeja de instrumentos</p> <p>CS 8091; Bandeja contenedora para implante flamenco, consiste de CS-8091-01 a CS 8091-03</p> <p>CS 8091-01; Bandeja contenedora flamenco para implantes</p> <p>CS 8091-02; Bandeja flamenco para implantes</p> <p>CS 8091-03; Tapa de bandeja contenedora flamenco para bandeja de implantes</p> <p>CS 8092; Bandeja contenedora para gancho flamenco, consiste de CS 8092-01 a CS 8092-03</p> <p>CS 8092-01; Bandeja contenedora flamenco para ganchos e instrumentos</p>	<p>largo 80mm, consiste de CS 8013-01-080, -02 (2x), -03 (2x); CS 8013-100; conector transversal flamenco, largo 100mm, consiste de CS 8013-01-100, -02 (2x), -03 (2x); CS 8014-8-05; gancho pedicular flamenco, ancho 9mm, largo 5mm;</p> <p>CS 8014-8-07; gancho pedicular flamenco, ancho 9mm, largo 7mm;</p> <p>CS 8014-8-09; gancho pedicular flamenco, ancho 9mm, largo 9mm;</p> <p>CS 8015-5-07; gancho laminar flamenco, ancho 5mm, largo 7mm;</p> <p>CS 8015-5-09; gancho laminar flamenco, ancho 5mm, largo 9mm;</p> <p>CS 8015-7-07; gancho laminar flamenco, ancho 7mm, largo 7mm;</p> <p>CS 8015-7-09; gancho laminar flamenco, ancho 7mm, largo 9mm;</p> <p>CS 8016-7-09; gancho offset flamenco, izquierdo, ancho 7mm, largo 9mm;</p> <p>CS 8016-7-11; gancho offset flamenco, izquierdo, ancho 7mm, largo 11mm;</p> <p>CS 8017-01; barra flamenco - conector de barra, paralelo, Ø 5,5 a</p>
--	---	--

	<p>CS 8092-02; Bandeja flamenco para ganchos CS 8092-03; Tapa de bandeja contenedora flamenco para bandeja de ganchos CS 8091-05; Tapa de bandeja contenedora flamenco para tornillos CS 8091-06; Tapa de bandeja contenedora flamenco para tornillos poliaxiales CS 7300-01; Bandeja para Set uRevision CS 7300-02; Capa para Set uRevision CS 7020-6; Tapa para Bandeja</p>	<p>5,5mm; CS 8017-02; barra flamenco – conector de barra, paralelo, Ø 5,5 a 6,0mm; CS 8018-01; barra flamenco – conector de barra, axial, Ø 5,5 a 5,5mm; CS 8018-02; barra flamenco – conector de barra, axial, Ø 5,5 a 6,0mm; CS 8019-7-09; gancho offset flamenco, derecho, ancho 7mm, largo 9mm; CS 8019-7-11; gancho offset flamenco, derecho, ancho 7mm, largo 11mm; <i>Instrumentos</i> CS 8020; Mango en T; CS 8022; Punzón, recto, CS 8023; Punzón, curvo, CS 8024; Probador pedicular, CS 8026-04; Macho Ø 4,0mm; CS 8026-05; Macho Ø 5,0mm; CS 8026-06; Macho Ø 6,0mm; CS 8026-07; Macho Ø 7,0mm; CS 8027; Rosca de protección; CS 8028; Destornillador para tornillos monoaxiales; CS 8029; Destornillador para tornillos poliaxiales; CS 8030;</p>
--	---	--

IF-2018-350 Destornillador para MAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		<p>tornillos poliaxiales, Ø 8,0mm; CS 8031; Destornillador, hex 3,5mm; CS 8032-01; Plantilla de barra, largo 150mm; CS 8032-02; Plantilla de barra, largo 300mm; CS 8033; Pinza para moldear barra; CS 8034-01; Pinza para moldear barra, in situ, izquierda; CS 8034-02; Pinza para moldear barra, in situ, derecha; CS 8035; Sostén de barra; CS 8036; Instrumento para introducir barra; CS 8036-01; Instrumento para introducir barra, versión larga; CS 8037; Instrumento para presionar barra; CS 8038; Pinza para barra, ajustable; CS 8039; Instrumento para ajustar cabeza de tornillo; CS 8040; Desrotador, hex 5,0mm; CS 8042; Probador, Ø 4,0mm; CS 8043; Probador, Ø 4,0mm, con mango curvo; CS 8044-01; Destornillador para tornillos poliaxiales de brazo largo; CS 8044-02; Destornillador para</p>
--	--	---

IF-2018-35057186-APN-DNPM#ANMAT

		<p>tornillos poliaxiales de brazo largo para tornillos de Ø 8,0mm; CS 8045; Pinza con brazo de corte largo; CS 8046; Destornillador para tornillo de seguridad, hex 4,0mm; CS 8047; Sostén para tornillo de seguridad; CS 8049; Torquimetro con mango en T; CS 8050; Pinza de compresión, curva; CS 8051; Pinza de distracción, curva; CS 8053; Contra-Torque CS 8046; CS 8054; Destornillador para Conector Transversal; CS 8056; Bloque Flamenco; CS 5056-01; Bloque Flamenco, grande; CS 8057; Mango en T, alternativo a CS 8020; CS 8058; Instrumento para presionar barra (Rocker); CS 8060; Insertador para gancho laminar; CS 8061; Insertador para gancho pedicular; CS 8062; Impactador de gancho; CS 8063; Taladro para gancho; CS 8064; Pinza para gancho; Almacenaje CS 8090-01; Bandeja contenedora flamenco para instrumentos; CS 8090-02; Bandeja</p>
--	--	--

IF-2018-3507186-APN-DPBM#ANMAT



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		instrumentos; CS 8090-03; Bandeja flamenco 2 para instrumentos; CS 8090-04; Tapa de bandeja contenedora flamenco para bandeja de instrumentos; CS 8091-01; Bandeja contenedora flamenco para implantes; CS 8091-02; Bandeja flamenco para implantes; CS 8091-03; Tapa de bandeja contenedora flamenco para bandeja de implantes; CS 8091-05; Tapa de bandeja contenedora flamenco para tornillos; CS 8091-06; Tapa de bandeja contenedora flamenco para tornillos poliaxiales; CS 8092-01; Bandeja contenedora flamenco para ganchos e instrumentos; CS 8092-02; Bandeja flamenco para ganchos; CS 8092-03; Tapa de bandeja contenedora flamenco para bandeja de ganchos;
Indicación /es Autorizada/s	Provee inmovilización y estabilización de los segmentos espinales torácicos, lumbares y sacros como un complemento de fusión.	El sistema de fijación espinal flamenco es un sistema destinado a la estabilización de la columna torácica y lumbar, así como del sacro. Está compuesto por tornillos pediculares, barras, ganchos, módulos

IF-2018-35057186-APN-DNPM#ANMAT

		<p>entrecruzados y conectores para cirugía de la columna. Es un sistema implantable basado en tornillos pediculares para fijación rígida y estabilización, indicado para el uso en pacientes esqueléticamente maduros que presenten las inestabilidades o deformidades agudas o crónicas que se indican a continuación y que reciban injertos óseos autógenos con el dispositivo mencionado:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Espondilolistesis degenerativa con afectación neurológica demostrada -Fracturas de cuerpo vertebral -Tumores de la columna vertebral -Dislocación -Escoliosis -Cifosis -Deformación de los discos intervertebrales -Fusión previa fallida.
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-906-18-7



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-35057186-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 23 de Julio de 2018

Referencia: 1-47-3110-906-18-7

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.07.23 15:42:57 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.07.23 15:42:57 -03'00'