



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-3110-181-17-1

---

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-181-17-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma SWISS PROTECH S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1020-27, denominado Prótesis de Articulación para Cadera, marca Link.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

**DISPONE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1020-27, correspondiente al producto médico denominado Prótesis de Articulación para Cadera, marca Link, propiedad de la firma SWISS PROTECH S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 153/12 de fecha 10 de enero de 2012, la cual será 10 de enero de 2022.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1020-27, denominado Prótesis de Articulación para Cadera, marca Link.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2019-57975463-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1020-27.

ARTICULO 4º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-181-17-1

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio  
Date: 2019.08.13 09:22:17 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, cn=AR,  
ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,  
serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.08.13 09:22:20 -0300'

## ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma SWISS PROTECH S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1020-27 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:  
Nombre genérico aprobado: Prótesis de Articulación para Cadera

Marca: Link

CLV: a fs. 667 a 685, fs. 686 a 712 y fs. 713 a 775

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 153/12 a fs. 4

Tramitado por expediente N° 1-47-14162/11-1

| DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR    | DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA  | MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA   |
|-------------------------------------|---|---|
| Vigencia del Certificado            | 10 de Enero de 2017   | 10 de Enero de 2022   |
| Fabricante y/o Lugar de elaboración | Waldemark Link GmbH & Co. KG<br>Barkhausenweg 10, D-22339, Hamburg, Alemania  | Waldemark Link GmbH & Co. KG<br>Barkhausenweg 10, 22339, Hamburgo, Alemania   |
| Nombre Descriptivo                  | Prótesis de articulación para cadera.   | Sistema de prótesis de articulación para cadera con sus tornillos e instrumental.   |
| Modelo/s                            | TOP acetabular cup system<br>CFP total hip system<br>COMBICUP y<br>COMBICUP R acetabular cup system<br>Standard P hip prosthesis system | 290-094/17 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, derecho, extra pequeño, curvatura A, Ti6Al4V, microporoso, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD (<) 117° cono 12/14<br>290-094/26 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, derecho, |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>extra pequeño, curvatura A Ti6Al4V, microporoso, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 126°,cono 12/14</p> <p>290-095/17 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, izquierdo, extra pequeño, curvatura A, Ti6Al4V, microporoso, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 117° cono 12/14</p> <p>290-095/26 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, izquierdo, extra pequeño, curvatura A Ti6Al4V, microporoso, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 126°,cono 12/14</p> <p>290-100/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®,microporoso, pequeño,cono 12/14, 117°CCD</p> <p>290-100/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, pequeño,cono 12/14, 126°CCD</p> <p>290-101/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, pequeño, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-101/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, pequeño, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-106/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, mediano, cono 12/14, 117°</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>CCD<br/> 290-106/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, mediano, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-107/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, mediano, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-107/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, mediano, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-108/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, mediano-grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-109/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, mediano-grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-112/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-112/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-113/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-113/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, grande, cono 12/14, 126°</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>CCD</p> <p>290-114/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, extra grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-114/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, extra grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-115/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, extra grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-115/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, extra grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-118/17 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, Vástago de cadera, derecho, extra pequeño, curvatura A de Ti6Al4V, revestimiento de HX®, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 117°, cono 12/14</p> <p>290-118/26 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, derecho, extra pequeño, curvatura A, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, CCD &lt;) 126°</p> <p>290-119/17 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, izquierdo, extra pequeño, curvatura A Ti6Al4V, revestimiento de HX®, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 117°, cono 12/14</p> <p>290-119/26 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®,</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>vástago de cadera, izquierdo, extra pequeño, curvatura A Ti6Al4V, revestimiento de HX®, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 126° cono 12/14</p> <p>290-120/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, pequeño, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-120/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, pequeño, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-121/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, pequeño, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-121/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, pequeño, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-126/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-126/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-127/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-127/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano, cono 12/14,</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>126° CCD</p> <p>290-128/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano-grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-129/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano-grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-132/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-132/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-133/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-133/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-138/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, extra grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-138/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, extra grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-139/17 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, extra grande, cono</p> |
|--|--|---|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>12/14, 117° CCD<br/> 290-139/26 - Vástago de cadera A C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, extra grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-150/17 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, derecho, extra pequeño, curvatura B, Ti6Al4V, microporoso, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 117° cono 12/14</p> <p>290-150/26 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, derecho, extra pequeño, curvatura B, Ti6Al4V, microporoso, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 126° cono 12/14</p> <p>290-151/17 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, izquierdo, extra pequeño, curvatura B, Ti6Al4V, microporoso, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 117° cono 12/14</p> <p>290-151/26 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, izquierdo, extra pequeño, curvatura B, Ti6Al4V, microporoso, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 126° cono 12/14</p> <p>290-154/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso,</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>pequeño, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-154/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, pequeño, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-155/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, pequeño, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-155/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, pequeño, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-158/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, mediano, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-158/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, mediano, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-159/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, mediano, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-159/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, mediano, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-160/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, mediano grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-161/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso,</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>mediano grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-162/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-162/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-163/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-163/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-166/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, extra grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-166/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, microporoso, extra grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-167/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, extra grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-167/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, microporoso, extra grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-170/17 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, derecho,</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>extra pequeño, curvatura B Ti6Al4V, revestimiento de HX®, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 117° cono 12/14</p> <p>290-170/26 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, derecho, extra pequeño, curvatura B, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 126° cono 12/14</p> <p>290-171/17 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, izquierdo, extra pequeño, curvatura B Ti6Al4V, revestimiento de HX®, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 117° cono 12/14</p> <p>290-171/26 - Sistema de prótesis de cadera C.F.P.®, vástago de cadera, izquierdo, extra pequeño, curvatura B, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, longitud de vástago = 95 mm, no cementado, CCD &lt;) 126° cono 12/14</p> <p>290-174/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, pequeño, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-174/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, pequeño, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-175/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, pequeño, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-175/26 - Vástago de</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, pequeño, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-178/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-178/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-179/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-179/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-180/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano-grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-181/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, mediano-grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-182/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-182/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-183/17 - Vástago de</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-183/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-186/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, extra grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-186/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, derecho, Tilastan®, revestimiento de HX®, extra grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-187/17 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, extra grande, cono 12/14, 117° CCD</p> <p>290-187/26 - Vástago de cadera B C.F.P.®, izquierdo, Tilastan®, revestimiento de HX®, extra grande, cono 12/14, 126° CCD</p> <p>290-190/01 - Placa de cuello, estándar, f. C.F.P.®, vástago de prótesis, Tilastan®, revestimiento de HX, extra pequeño</p> <p>290-190/02 - Placa de cuello, estándar, f. C.F.P.®, vástago de prótesis, Tilastan®, revestimiento de HX, pequeño</p> <p>290-190/03 - Placa de cuello, estándar, f. C.F.P.®, vástago de prótesis, Tilastan®, revestimiento de HX, mediano</p> <p>290-190/04 - Placa de</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p> cuello, estándar, f. C.F.P.®,<br/> vástago de prótesis,<br/> Tilastan®, revestimiento de<br/> HX, grande<br/> 290-190/05 - Placa de<br/> cuello, estándar, f. C.F.P.®,<br/> vástago de prótesis,<br/> Tilastan®, revestimiento de<br/> HX, extra grande<br/> 290-190/13 - Collar<br/> intercambiable para sistema<br/> de prótesis de cadera<br/> C.F.P.®, Titanio no aleado<br/> estándar, revestimiento<br/> HX®, sin cemento,<br/> asignación para vástago<br/> tamaño mediano-grande<br/> 290-191/01 - Placa de<br/> cuello, grande, f. C.F.P.®,<br/> vástago de prótesis,<br/> Tilastan®, revestimiento de<br/> HX, extra pequeño<br/> 290-191/02 - Placa de<br/> cuello, grande, f. C.F.P.®,<br/> vástago de prótesis,<br/> Tilastan®, revestimiento de<br/> HX, pequeño<br/> 290-191/03 - Placa de<br/> cuello, grande, f. C.F.P.®,<br/> vástago de prótesis,<br/> Tilastan®, revestimiento de<br/> HX, mediano<br/> 290-191/04 - Placa de<br/> cuello, grande, f. C.F.P.®,<br/> vástago de prótesis,<br/> Tilastan®, revestimiento de<br/> HX, grande<br/> 290-191/05 - Placa de<br/> cuello, grande, f. C.F.P.®,<br/> vástago de prótesis,<br/> Tilastan®, revestimiento de<br/> HX, extra grande<br/> 290-192/01 - Placa de<br/> cuello, estándar, f. CFP®,<br/> vástago de prótesis, </p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Tilastan®, microporoso, extra pequeño</p> <p>290-192/02 - Placa de cuello, estándar, f. CFP®, vástago de prótesis, Tilastan®, microporoso, pequeño</p> <p>290-192/03 - Placa de cuello, estándar, f. CFP®, vástago de prótesis, Tilastan®, microporoso, mediano</p> <p>290-192/04 - Placa de cuello, estándar, f. CFP®, vástago de prótesis, Tilastan®, microporoso, grande</p> <p>290-192/05 - Placa de cuello, estándar, f. CFP®, vástago de prótesis, Tilastan®, microporoso, extra grande</p> <p>290-192/13 - Collar intercambiable para sistema de prótesis de cadera C.F.P.® grande, Titanio no aleado, microporoso, sin cemento, asignación para vástago tamaño mediano-grande</p> <p>290-193/01 - Placa de cuello, grande, f. CFP®, vástago de prótesis, Tilastan®, microporoso, extra pequeño</p> <p>290-193/02 - Placa de cuello, grande, f. CFP®, vástago de prótesis, Tilastan®, microporoso, pequeño</p> <p>290-193/03 - Placa de cuello, grande, f. CFP®, vástago de prótesis, Tilastan®, microporoso, mediano</p> |
|--|--|---|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>290-193/04 - Placa de cuello, grande, f. CFP®, vástago de prótesis, Tilastan®, microporoso, grande</p> <p>290-193/05 - Placa de cuello, grande, f. CFP®, vástago de prótesis, Tilastan®, microporoso, extra grande</p> <p>182-001/44 - CombiCup PF, Cotilo metálico, Ti 6Al 4V, titanio poroso/hidroxiapatita, diámetro externo 44 mm, para inserto pequeño</p> <p>182-001/46 - CombiCup PF, Cotilo metálico, Ti 6Al 4V, titanio poroso/hidroxiapatita, diámetro externo 46 mm, para inserto pequeño</p> <p>182-001/48 - CombiCup PF, Cotilo metálico, Ti 6Al 4V, titanio poroso/hidroxiapatita, diámetro externo 48 mm, para inserto pequeño</p> <p>182-001/50 - CombiCup PF, Cotilo metálico, Ti 6Al 4V, titanio poroso/hidroxiapatita, diámetro externo 50 mm, para inserto mediano</p> <p>182-001/52 - CombiCup PF, Cotilo metálico, Ti 6Al 4V, titanio poroso/hidroxiapatita, diámetro externo 52 mm, para inserto mediano</p> <p>182-001/54 - CombiCup PF, Cotilo metálico, Ti 6Al 4V, titanio poroso/hidroxiapatita, diámetro externo 54 mm, para inserto grande</p> <p>182-001/56 - CombiCup PF, Cotilo metálico, Ti 6Al 4V, titanio poroso/hidroxiapatita, diámetro externo 56 mm, para inserto grande</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>182-001/58 - CombiCup PF, Cotilo metálico, Ti 6Al 4V, titanio poroso/hidroxiapatita, diámetro externo 58 mm, para inserto grande</p> <p>182-001/60 - CombiCup PF, Cotilo metálico, Ti 6Al 4V, titanio poroso/hidroxiapatita, diámetro externo 60 mm, para inserto grande</p> <p>182-001/62 - CombiCup PF, Cotilo metálico, Ti 6Al 4V, titanio poroso/hidroxiapatita, diámetro externo 62 mm, para inserto grande</p> <p>182-150/02 - CombiCup PF, Inserto cerámico, para cotilos metálicos, BIOLOX®delta neutro, diámetro interno 32 mm, Asignación pequeño</p> <p>182-150/03 - CombiCup PF, Inserto cerámico, para cotilo metálicas, BIOLOX®delta neutro, diámetro interno 36, mediano</p> <p>182-150/04 - CombiCup PF, Inserto cerámico, para cotilo metálicos, BIOLOX®delta neutro, diámetro interno 36 mm, Asignación grande</p> <p>182-150/05 - CombiCup PF, Inserto cerámico, para cotilo metálicos, BIOLOX®delta neutro, diámetro interno 40 mm, Asignación grande</p> <p>182-151/01 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotilos metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V neutro, diámetro interno 28 mm, pequeño</p> <p>182-151/02 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotilos</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V neutro, diámetro interno 28 mm, mediano</p> <p>182-151/03 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotos metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V neutro, diámetro interno 32 mm, mediano</p> <p>182-151/04 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotos metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V neutro, diámetro interno 28 mm, grande</p> <p>182-151/05 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotos metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V neutro, diámetro interno 32 mm, grande</p> <p>182-151/06 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotos metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V neutro, diámetro interno 36 mm, grande</p> <p>182-152/01 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotos metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V, con hombro, diámetro interno 28 mm, pequeño</p> <p>182-152/02 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotos metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V, con hombro, diámetro interno 28</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>mm, mediano</p> <p>182-152/03 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotilos metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V, con hombro, diámetro interno 32 mm, mediano</p> <p>182-152/04 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotilos metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V, con hombro, diámetro interno 28 mm, grande</p> <p>182-152/05 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotilos metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V, con hombro, diámetro interno 32 mm, grande</p> <p>182-152/06 - CombiCup PF, Inserto de UHMWPE reticulado, para cotilos metálicos UHMWPE, reticulado, Ti6Al4V, con hombro, diámetro interno 36 mm, grande</p> <p>180-657/20 - CombiCup R, Tornillo de fijación, para cotilos metálicos, Ti 6Al 4V, L=20 Ø 6,5 mm</p> <p>180-657/25 - CombiCup R, Tornillo de fijación, para cotilos metálicos, Ti 6Al 4V, L=25 Ø 6,5 mm</p> <p>180-657/30 - CombiCup R, Tornillo de fijación, para cotilos metálicos, Ti 6Al 4V, L=30 Ø 6,5 mm</p> <p>180-657/35 - CombiCup R, Tornillo de fijación, para cotilos metálicos, Ti 6Al 4V, L=35 Ø 6,5 mm</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>180-657/40 - CombiCup R, Tornillo de fijación, para cotilos metálicos, Ti 6Al 4V, L=40 Ø 6,5 mm</p> <p>180-657/45 - CombiCup R, Tornillo de fijación, para cotilos metálicos, Ti 6Al 4V, L=45 Ø 6,5 mm</p> <p>180-657/50 - CombiCup R, Tornillo de fijación, para cotilos metálicos, Ti 6Al 4V, L=50 Ø 6,5 mm</p> <p>180-657/55 - CombiCup R, Tornillo de fijación, para cotilos metálicos, Ti 6Al 4V, L=55 Ø 6,5 mm</p> <p>180-657/60 - CombiCup R, Tornillo de fijación, para cotilos metálicos, Ti 6Al 4V, L=60 Ø 6,5 mm</p> <p>182-020/50 - CombiCup R, cotilo de revisión, titanio poroso Titan, diámetro externo 50, para inserto grande</p> <p>182-020/54 - CombiCup R, cotilo de revisión, titanio poroso Titan, diámetro externo 54, para inserto grande</p> <p>182-020/58 - CombiCup R, cotilo de revisión, titanio poroso Titan, diámetro externo 58, para inserto grande</p> <p>182-020/62 - CombiCup R, cotilo de revisión, titanio poroso Titan, diámetro externo 62, para inserto grande</p> <p>182-020/66 - CombiCup R, cotilo de revisión, titanio poroso Titan, diámetro externo 66, para inserto grande</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>182-110/01 - CombiCup R, Aumento para cotilo de revisión, Ti 6Al 4V, sin revestimiento HX™, neutro</p> <p>182-110/02 - CombiCup R, Aumento para cotilo de revisión, para inserto mediano, Ti 6Al 4V, sin revestimiento HX™, +5 mm</p> <p>182-110/10 - CombiCup R, Aumento para cotilo de revisión, para inserto mediano, Ti 6Al 4V, sin revestimiento HX™, ángulo 10°</p> <p>182-110/15 - CombiCup R, Aumento para cotilo de revisión, para inserto mediano, Ti 6Al 4V, sin revestimiento HX™, +5mm/ángulo 10°</p> <p>182-110/20 - CombiCup R, Aumento para cotilo de revisión, para inserto mediano, Ti 6Al 4V, sin revestimiento HX™, ángulo 20°</p> <p>182-110/25 - CombiCup R, Aumento para cotilo de revisión, para inserto mediano, Ti 6Al 4V, sin revestimiento HX™, +5 mm/ángulo 20°</p> <p>182-131/22 - CombiCup R, Tornillo de fijación, para aumento</p> <p>165-012/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU, vástago de cadera 8, Ti6Al4V, revestimiento de HX™, L 115 CCD &lt;) 130°, cono 12/14</p> <p>165-013/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU, vástago de cadera 9,</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Ti6Al4V, revestimiento de HX™, L 130 CCD &lt;) 130°, cono 12/14</p> <p>165-014/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU, vástago de cadera 10, Ti6Al4V, revestimiento de HX™, L 140 CCD &lt;) 130°, cono 12/14</p> <p>165-015/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU, vástago de cadera 11, Ti6Al4V, revestimiento de HX™, L 145 CCD &lt;) 130°, cono 12/14</p> <p>165-016/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU, vástago de cadera 12, Ti6Al4V, revestimiento de HX™, L 150 CCD &lt;) 130°, cono 12/14</p> <p>165-017/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU, vástago de cadera 13, Ti6Al4V, revestimiento de HX™, L 155 CCD &lt;) 130°, cono 12/14</p> <p>165-018/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU, vástago de cadera 14, Ti6Al4V, revestimiento de HX™, L 160 CCD &lt;) 130°, cono 12/14</p> <p>165-019/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU, vástago de cadera 15, Ti6Al4V, revestimiento de HX™, L 165 CCD &lt;) 130°, cono 12/14</p> <p>165-020/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU, vástago de cadera 16, Ti6Al4V, revestimiento de HX™, L 170 CCD &lt;) 130°, cono 12/14</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>165-112/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de prótesis, tamaño 8, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, con lateralización, L= 115 mm, CCD &lt;) 125°, cono 12/14</p> <p>165-113/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de prótesis, tamaño 9, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, con lateralización, L= 130 mm, CCD &lt;) 125°, cono 12/14</p> <p>165-114/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de prótesis, tamaño 10, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, con lateralización, L= 140 mm, CCD &lt;) 125°, cono 12/14</p> <p>165-115/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de prótesis, tamaño 11, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, con lateralización, L= 145 mm, CCD &lt;) 125°, cono 12/14</p> <p>165-116/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de prótesis, tamaño 12, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, con lateralización, L= 150 mm, CCD &lt;) 125°, cono 12/14</p> <p>165-117/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de prótesis, tamaño 13, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, con lateralización, L= 155 mm, CCD &lt;) 125°, cono 12/14</p> <p>165-118/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de prótesis, tamaño</p> |
|--|--|---|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>14, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, con lateralización, L= 160 mm, CCD &lt;) 125°, cono12/14</p> <p>165-119/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de prótesis, tamaño 15, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, con lateralización, L= 165 mm, CCD &lt;) 125°, cono12/14</p> <p>165-120/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de prótesis, tamaño 16, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, con lateralización, L= 170 mm, CCD &lt;) 125°, cono12/14</p> <p>292-126/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de cadera, tamaño 18, Ti6Al4V, revestimiento de HX® L= 180 mm, CCD &lt;) 130°, cono 12/14</p> <p>292-127/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de cadera, tamaño 20, Ti6Al4V, revestimiento de HX® L= 190 mm, CCD &lt;) 130°, cono 12/14</p> <p>292-186/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de prótesis, tamaño 18, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, con lateralización, L= 180 mm, CCD &lt;) 125°, cono12/14</p> <p>292-187/26 - Sistema de prótesis de cadera LCU®, vástago de prótesis, tamaño 20, Ti6Al4V, revestimiento de HX®, con lateralización, L= 190 mm, CCD &lt;) 125°, cono 12/14</p> <p>175-195/26 - Sistema de</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>prótesis de cadera SP-CL®, Segmento de cuello, para ajuste con el compresor con guía y encastre a presión, derecho, acero inoxidable, CCD &lt;) 126°,cono12/14</p> <p>175-195/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, Segmento de cuello, para ajuste con el compresor con guía y encastre a presión, derecho, acero inoxidable, CCD &lt;) 135°,cono12/14</p> <p>175-196/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, Segmento de cuello, para ajuste con el compresor con guía y encastre a presión, izquierdo, acero inoxidable, CCD &lt;) 126°,cono12/14</p> <p>175-196/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, Segmento de cuello, para ajuste con el compresor con guía y encastre a presión, izquierdo, acero inoxidable, CCD &lt;) 135°,cono12/14</p> <p>177-100/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® derecho, tamaño 1</p> <p>177-101/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® derecho, tamaño 2</p> <p>177-102/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® derecho, tamaño 3</p> <p>177-103/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material:</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/> Porolink® derecho, tamaño 4<br/> 177-104/26 - Vástago de<br/> cadera SP-CL® estándar,<br/> CCD 126 °, Material:<br/> Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/> Porolink® derecho, tamaño 5<br/> 177-105/26 - Vástago de<br/> cadera SP-CL® estándar,<br/> CCD 126 °, Material:<br/> Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/> Porolink® derecho, tamaño 6<br/> 177-106/26 - Vástago de<br/> cadera SP-CL® estándar,<br/> CCD 126 °, Material:<br/> Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/> Porolink® derecho, tamaño 7<br/> 177-107/26 - Vástago de<br/> cadera SP-CL® estándar,<br/> CCD 126 °, Material:<br/> Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/> Porolink® derecho, tamaño 8<br/> 177-108/26 - Vástago de<br/> cadera SP-CL® estándar,<br/> CCD 126 °, Material:<br/> Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/> Porolink® derecho, tamaño 9<br/> 177-109/26 - Vástago de<br/> cadera SP-CL® estándar,<br/> CCD 126 °, Material:<br/> Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/> Porolink® derecho, tamaño<br/> 10<br/> 177-110/26 - Vástago de<br/> cadera SP-CL® estándar,<br/> CCD 126 °, Material:<br/> Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/> Porolink® derecho, tamaño<br/> 11<br/> 177-111/26 - Vástago de<br/> cadera SP-CL® estándar,<br/> CCD 126 °, Material:<br/> Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/> Porolink® derecho, tamaño<br/> 12</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>177-112/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® derecho, tamaño 13</p> <p>177-113/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® derecho, tamaño 14</p> <p>177-114/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® derecho, tamaño 15</p> <p>177-115/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® derecho, tamaño 16</p> <p>177-120/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® izquierdo, tamaño 1</p> <p>177-121/26 -Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® izquierdo, tamaño 2</p> <p>177-122/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® izquierdo, tamaño 3</p> <p>177-123/26 -Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material:</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/>Porolink® izquierdo, tamaño<br/>4</p> <p>177-124/26 - Vástago de<br/>cadera SP-CL® estándar,<br/>CCD 126 °, Material:<br/>Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/>Porolink® izquierdo, tamaño<br/>5</p> <p>177-125/26 - Vástago de<br/>cadera SP-CL® estándar,<br/>CCD 126 °, Material:<br/>Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/>Porolink® izquierdo, tamaño<br/>6</p> <p>177-126/26 -Vástago de<br/>cadera SP-CL® estándar,<br/>CCD 126 °, Material:<br/>Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/>Porolink® izquierdo, tamaño<br/>7</p> <p>177-127/26 - Vástago de<br/>cadera SP-CL® estándar,<br/>CCD 126 °, Material:<br/>Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/>Porolink® izquierdo, tamaño<br/>8</p> <p>177-128/26 -Vástago de<br/>cadera SP-CL® estándar,<br/>CCD 126 °, Material:<br/>Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/>Porolink® izquierdo, tamaño<br/>9</p> <p>177-129/26 -Vástago de<br/>cadera SP-CL® estándar,<br/>CCD 126 °, Material:<br/>Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/>Porolink® izquierdo, tamaño<br/>10</p> <p>177-130/26 - Vástago de<br/>cadera SP-CL® estándar,<br/>CCD 126 °, Material:<br/>Tilastan®- S, Ti6Al4V,<br/>Porolink® izquierdo, tamaño<br/>11</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>177-131/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® izquierdo, tamaño 12</p> <p>177-132/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® izquierdo, tamaño 13</p> <p>177-133/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® izquierdo, tamaño 14</p> <p>177-134/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® izquierdo, tamaño 15</p> <p>177-135/26 - Vástago de cadera SP-CL® estándar, CCD 126 °, Material: Tilastan®- S, Ti6Al4V, Porolink® izquierdo, tamaño 16</p> <p>177-200/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 1, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD (&lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-201/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 2, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD (&lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-202/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho,</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>3, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-203/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 4, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-204/26 -Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 5, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-205/26 -Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 6, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-206/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 7, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-207/26 -Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 8, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-208/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 9, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-209/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 10, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>177-210/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 11, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-211/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 12, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-212/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 13, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-213/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 14, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-214/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 15, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-215/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 16, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-220/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 1, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-221/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo,</p> |
|--|--|---|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>2, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-222/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 3, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-223/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 4, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-224/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 5, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-225/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 6, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-226/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 7, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-227/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 8, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-228/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 9, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>177-229/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 10, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-230/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 11, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-231/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 12, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-232/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 13, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-233/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 14, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-234/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 15, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-235/26 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 16, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-300/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho,</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>tamaño 1, Tilastan®, microporoso, vástago L 115 mm, CCD &lt;) 135°, cono12/14</p> <p>177-301/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 2, Tilastan®, microporoso, vástago L 120mm, CCD &lt;) 135°, cono12/14</p> <p>177-302/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 3, Tilastan®, microporoso, vástago L 125 mm, CCD &lt;) 135°, cono12/14</p> <p>177-303/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 4, Tilastan®, microporoso, vástago L 130 mm, CCD &lt;) 135°, cono12/14</p> <p>177-304/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 5, Tilastan®, microporoso, vástago L 135 mm, CCD &lt;) 135°, cono12/14</p> <p>177-305/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 6, Tilastan®, microporoso, vástago L 140 mm, CCD &lt;) 135°, cono12/14</p> <p>177-306/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 7, Tilastan®, microporoso, vástago L 145 mm, CCD &lt;) 135°, cono12/14</p> |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>cono12/14<br/> 177-307/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 8, Tilastan®, microporoso, vástago L 150 mm, CCD &lt;) 135°, cono12/14</p> <p>177-308/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 9, Tilastan®, microporoso, vástago L 155 mm, CCD &lt;) 135°, cono12/14</p> <p>177-309/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 10, Tilastan®, microporoso, vástago L 160 mm, CCD &lt;) 135°, cono12/14</p> <p>177-310/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 11, Tilastan®, microporoso, vástago L 165 mm, CCD &lt;) 135°, cono12/14</p> <p>177-311/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 12, Tilastan®, microporoso, vástago L = 165 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-312/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 13, Tilastan®, microporoso, vástago L = 165 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-313/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®,</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>vástago de cadera, derecho, tamaño 14, Tilastan®, microporoso, vástago L = 165 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-314/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 15, Tilastan®, microporoso, vástago L = 165 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-315/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 16 Tilastan®, microporoso, vástago L = 165 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-320/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 1, Tilastan®, microporoso, vástago L=115 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-321/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 2, Tilastan®, microporoso, vástago L=120 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-322/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 3, Tilastan®, microporoso, vástago L=125 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-323/35 -Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 4, Tilastan®, microporoso, vástago L=130</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-324/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 5, Tilastan®, microporoso, vástago L=135 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-325/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 6, Tilastan®, microporoso, vástago L=140 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-326/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 7, Tilastan®, microporoso, vástago L=145 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-327/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 8, Tilastan®, microporoso, vástago L=150 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-328/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 9, Tilastan®, microporoso, vástago L=155 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-329/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 10, Tilastan®, microporoso, vástago L=160 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-330/35 - Sistema de</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 11, Tilastan®, microporoso, vástago L=165 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-331/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 12, Tilastan®, microporoso, vástago L = 165 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-332/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 13, Tilastan®, microporoso, vástago L = 165 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-333/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 14, Tilastan®, microporoso, vástago L = 165 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-334/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 15, Tilastan®, microporoso, vástago L = 165 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-335/35 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 16, Tilastan®, microporoso, vástago L = 165 mm, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-400/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 1, Ti6Al4V, revestido con</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-401/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 2, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-402/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 3, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-403/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 4, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-404/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 5, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-405/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 6, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-406/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 7, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-407/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 8, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-408/35 - Sistema de</p> |
|--|--|---|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>pròtesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 9, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-409/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 10, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-410/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 11, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-411/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 12, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-412/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 13, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-413/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 14, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-414/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 15, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-415/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, derecho, 16, Ti6Al4V, revestido con</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-420/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 1, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-421/35 -Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 2, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-422/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 3, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-423/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 4, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-424/35 -Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 5, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-425/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 6, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-426/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 7, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-427/35 - Sistema de</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>pròtesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 8, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-428/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 9, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-429/35 -Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 10, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-430/35 -Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 11, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-431/35 -Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 12, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-432/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 13, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-433/35 -Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 14, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-434/35 - Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 15, Ti6Al4V, revestido con</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-435/35 -Sistema de prótesis de cadera SP CL®, Vástago de cadera, izquierdo, 16, Ti6Al4V, revestido con HX™, CCD &lt;) 135°, cono 12/14</p> <p>177-500/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 1, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono12/14</p> <p>177-501/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 2, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono12/14</p> <p>177-502/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 3, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono12/14</p> <p>177-503/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 4, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono12/14</p> <p>177-504/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 5, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-505/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, derecho, tamaño 6, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-506/42 - Sistema de</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>prótesis de cadera SP-CL®,<br/>vástago de cadera, derecho,<br/>tamaño 7, Tilastan®,<br/>microporoso, CCD &lt;) 142°,<br/>cono 12/14</p> <p>177-507/42 - Sistema de<br/>prótesis de cadera SP-CL®,<br/>vástago de cadera, derecho,<br/>tamaño 8, Tilastan®,<br/>microporoso, CCD &lt;) 142°,<br/>cono 12/14</p> <p>177-508/42 - Sistema de<br/>prótesis de cadera SP-CL®,<br/>vástago de cadera, derecho,<br/>tamaño 9, Tilastan®,<br/>microporoso, CCD &lt;) 142°,<br/>cono 12/14</p> <p>177-509/42 - Sistema de<br/>prótesis de cadera SP-CL®,<br/>vástago de cadera, derecho,<br/>tamaño 10, Tilastan®,<br/>microporoso, CCD &lt;) 142°,<br/>cono 12/14</p> <p>177-510/42 - Sistema de<br/>prótesis de cadera SP-CL®,<br/>vástago de cadera, derecho,<br/>tamaño 11, Tilastan®,<br/>microporoso, CCD &lt;) 142°,<br/>cono 12/14</p> <p>177-520/42 - Sistema de<br/>prótesis de cadera SP-CL®,<br/>vástago de cadera, izquierdo,<br/>tamaño 1, Tilastan®,<br/>microporoso, CCD &lt;) 142°,<br/>cono 12/14</p> <p>177-521/42 - Sistema de<br/>prótesis de cadera SP-CL®,<br/>vástago de cadera, izquierdo,<br/>tamaño 2, Tilastan®,<br/>microporoso, CCD &lt;) 142°,<br/>cono 12/14</p> <p>177-522/42 - Sistema de<br/>prótesis de cadera SP-CL®,<br/>vástago de cadera, izquierdo,<br/>tamaño 3, Tilastan®,</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>microporoso, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-523/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 4, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-524/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 5, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-525/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 6, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-526/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 7, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-527/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 8, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-528/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 9, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-529/42 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 10, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-530/42 - Sistema de</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>prótesis de cadera SP-CL®, vástago de cadera, izquierdo, tamaño 11, Tilastan®, microporoso, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-600/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 1, TilastanS®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 115 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-600/42 - Vástago de cadera SP-CL, derecho, 1, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-601/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 2, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 120 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-601/42 - Vástago de cadera SP-CL, derecho, 2, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142° cono 12/14</p> <p>177-602/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 3, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 125 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-602/42 - Vástago de cadera SP-CL, derecho, 3, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142° cono 12/14</p> <p>177-603/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>4,Tilastan S®, revestido con HX®,con lateralización, L de vástago = 130 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-603/42 - Vástago de cadera SP-CL, derecho, 4, Ti6Al4V,revestido con HX®, CCD &lt;) 142° cono 12/14</p> <p>177-604/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 5,Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 135 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-604/42 - Vástago de cadera SP-CL, derecho, 5, Ti6Al4V,revestido con HX®, CCD &lt;) 142° cono 12/14</p> <p>177-605/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 6,Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 140 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-605/42 - Vástago de cadera SP-CL, derecho, 6, Ti6Al4V,revestido con HX®, CCD &lt;) 142°,cono 12/14</p> <p>177-606/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 7,Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 145 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-606/42 - Vástago de cadera SP-CL, derecho, 7, Ti6Al4V,revestido con HX®, CCD &lt;) 142°,cono 12/14</p> <p>177-607/26 - Sistema de</p> |
|--|--|---|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 8, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 150 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-607/42 - Vástago de cadera SP-CL, derecho, 8, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-608/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 9, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 155 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-608/42 - Vástago de cadera SP-CL, derecho, 9, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-609/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 10, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 160 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-609/42 - Vástago de cadera SP-CL, derecho, 10, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-610/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 11, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-610/42 - Vástago de cadera SP-CL, derecho, 11,</p> |
|--|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-611/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 12, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-612/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 13, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-613/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 14, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-614/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 15, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-615/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, derecho, tamaño 16, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-620/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>cadera, izquierdo, tamaño 1, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 115 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-620/42 - Vástago de cadera SP-CL, izquierdo, 1, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142° cono 12/14</p> <p>177-621/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 2, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 120 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-621/42 - Vástago de cadera SP-CL, izquierdo, 2, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-622/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 3, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 125 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-622/42 - Vástago de cadera SP-CL, izquierdo, 3, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-623/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 4, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 130 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-623/42 - Vástago de cadera SP-CL, izquierdo, 4, Ti6Al4V revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>177-624/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 5, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 135 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-624/42 - Vástago de cadera SP-CL, izquierdo, 5, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-625/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 6, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 140 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-625/42 - Vástago de cadera SP-CL, izquierdo, 6, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-626/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 7, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 145 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-626/42 - Vástago de cadera SP-CL, izquierdo, 7, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142° cono 12/14</p> <p>177-627/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 8, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 150 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-627/42 - Vástago de</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>cadera SP-CL, izquierdo, 8, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-628/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 9, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 155 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-628/42 - Vástago de cadera SP-CL, izquierdo, 9, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-629/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 10, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 160 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-629/42 - Vástago de cadera SP-CL, izquierdo, 10, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-630/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 11, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-630/42 - Vástago de cadera SP-CL, izquierdo, 11, Ti6Al4V, revestido con HX®, CCD &lt;) 142°, cono 12/14</p> <p>177-631/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 12, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de</p> |
|--|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-632/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 13, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-633/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 14, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-634/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 15, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>177-635/26 - Sistema de prótesis de cadera SP-CL®, vástago de prótesis de cadera, izquierdo, tamaño 16, Tilastan S®, revestido con HX®, con lateralización, L de vástago = 165 mm, CCD &lt;) 126°, cono 12/14</p> <p>Instrumental asociado.</p> |
|--|--|---|

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-181-17-1



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** 3110-181-17-1 swiss protech

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 52 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.06.28 10:21:49 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.06.28 10:21:50 -03'00'