



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 7475

BUENOS AIRES, 05 DIC 2013

VISTO el Expediente N° 1-47-10633/10-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Implantes Fia S.R.L., solicita se autorice la inscripción en el Registro de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Departamento de Registro.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



DISPOSICIÓN N° 7475

Ministerio de Salud

*Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Artículos 8º, inciso II) y 10º, inciso i) del Decreto 1490/92 y por el Decreto 1271/13.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica del producto médico de marca FIA, nombre descriptivo Sistema de Implantes Dentales y nombre técnico Prótesis Dentales Implantables, según lo solicitado por Implantes Fia S.R.L., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º - Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 161 a 162 y 163 a 166 respectivamente, figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º - Extiéndase, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el RPPTM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma

ARTICULO 4º - En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT, PM-1357-1, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.



DISPOSICIÓN N° **7475**

Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

ARTICULO 5º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 6º - Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II y III. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-10633/10-1

DISPOSICIÓN N° **7475**

Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS del PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT Nº**7475**.....

Nombre descriptivo: Sistema de Implantes Dentales.

Código de identificación y nombre técnico: 16-744 -Prótesis Dentales Implantables.

Marca: FIA

Modelo:

0163251	Implante Biohex ø mm 3,25	Long 6
0183251	Implante Biohex ø mm 3,25	Long 8
01103251	Implante Biohex ø mm 3,25	Long 10
011153250	Implante Biohex ø mm 3,25	Long 11,5
01123251	Implante Biohex ø mm 3,25	Long 12
01133250	Implante Biohex ø mm 3,25	Long 13
01143251	Implante Biohex ø mm 3,25	Long 14
01153251	Implante Biohex ø mm 3,25	Long 15
01163251	Implante Biohex ø mm 3,25	Long 16
016351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 6
017351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 7
018351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 8
0110351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 10
01115351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 11,5
0112351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 12
0113351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 13
0114351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 14
0115351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 15
0116351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 16
0163751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 6
0183751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 8
01103751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 10
011153751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 11,5
01123751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 12



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

01133751	Implante Biohex ø mm 3,75 Long 13
01143751	Implante Biohex ø mm 3,75 Long 14
01153751	Implante Biohex ø mm 3,75 Long 15
01163751	Implante Biohex ø mm 3,75 Long 16
01641	Implante Biohex ø mm 4 Long 6
01741	Implante Biohex ø mm 4 Long 7
01841	Implante Biohex ø mm 4 Long 8
011041	Implante Biohex ø mm 4 Long 10
011241	Implante Biohex ø mm 4 Long 12
0111541	Implante Biohex ø mm 4 Long 11,5
0111341	Implante Biohex ø mm 4 Long 13
011441	Implante Biohex ø mm 4 Long 14
011541	Implante Biohex ø mm 4 Long 15
011641	Implante Biohex ø mm 4 Long 16
016451	Implante Biohex ø mm 4,5 Long 6
018451	Implante Biohex ø mm 4,5 Long 8
0110451	Implante Biohex ø mm 4,5 Long 10
01115451	Implante Biohex ø mm 4,5 Long 11,5
0112451	Implante Biohex mm 4,5 Long 12
01113451	Implante Biohex ø mm 4,5 Long 13
0114451	Implante Biohex ø mm 4,5 Long 14
0115451	Implante Biohex ø mm 4,5 Long 15
0116451	Implante Biohex ø mm 4,5 Long 16
01651	Implante Biohex ø mm 5 Long 6
01751	Implante Biohex ø mm 5 Long 7
01851	Implante Biohex ø mm 5 Long 8
071051	Implante Biohex ø mm 5 Long 10
0111551	Implante Biohex ø mm 5 Long 11,5
011251	Implante Biohex ø mm 5 Long 12
0111351	Implante Biohex ø mm 5 Long 13
011451	Implante Biohex ø mm 5 Long 14
011551	Implante Biohex ø mm 5 Long 15
011651	Implante Biohex ø mm 5 Long 16
016551	Implante Biohex ø mm 5,5 Long 6
017551	Implante Biohex ø mm 5,5 Long 7
018551	Implante Biohex ø mm 5,5 Long 8
0110551	Implante Biohex ø mm 5,5 Long 10
01115551	Implante Biohex ø mm 5,5 Long 11,5
0112551	Implante Biohex ø mm 5,5 Long 12



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

0111351	Implante Biohex	∅ mm 5,5	Long 13
0114551	Implante Biohex	∅ mm 5,5	Long 14
0115551	Implante Biohex	∅ mm 5,5	Long 15
0116551	Implante Biohex	∅ mm 5,5	Long 16
01661	Implante Biohex	∅ mm 6	Long 6
01761	Implante Biohex	∅ mm 6	Long 7
01861	Implante Biohex	∅ mm 6	Long 8
011061	Implante Biohex	∅ mm 6	Long 10
0111561	Implante Biohex	∅ mm 6	Long 11,5
01261	Implante Biohex	∅ mm 6	Long 12
011361	Implante Biohex	∅ mm 6	Long 13
011461	Implante Biohex	∅ mm 6	Long 14
011561	Implante Biohex	∅ mm 6	Long 15
011661	Implante Biohex	∅ mm 6	Long 16
0263251	Implante Biomec	∅ mm 3,25	Long 6
0273251	Implante Biomec	∅ mm 3,25	Long 7
0283251	Implante Biomec	∅ mm 3,25	Long 8
02103251	Implante Biomec	∅ mm 3,25	Long 10
021153251	Implante Biomec	∅ mm 3,25	Long 11,5
02123251	Implante Biomec	∅ mm 3,25	Long 12
02135321	Implante Biomec	∅ mm 3,5	Long 13
02143251	Implante Biomec	∅ mm 3,25	Long 14
02153251	Implante Biomec	∅ mm 3,25	Long 15
02163251	Implante Biomec	∅ mm 3,25	Long 16
026351	Implante Biomec	∅ mm 3,5	Long 6
027351	Implante Biomec	∅ mm 3,5	Long 7
028351	Implante Biomec	∅ mm 3,5	Long 8
0210351	Implante Biomec	∅ mm 3,5	Long 10
02115351	Implante Biomec	∅ mm 3,5	Long 11,5
0212351	Implante Biomec	∅ mm 3,5	Long 12
0213541	Implante Biomec	∅ mm 3,5	Long 13
0214351	Implante Biomec	∅ mm 3,5	Long 14
0215351	Implante Biomec	∅ mm 3,5	Long 15
0216351	Implante Biomec	∅ mm 3,5	Long 16
0263751	Implante Biomec	∅ mm 3,75	Long 6
0273751	Implante Biomec	∅ mm 3,75	Long 7
0283751	Implante Biomec	∅ mm 3,75	Long 8
02103751	Implante Biomec	∅ mm 3,75	Long 10
021153751	Implante Biomec	∅ mm 3,75	Long 11,5



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

02123751	Implante Biomec	∅ mm	3,75	Long	12
02137541	Implante Biomec	∅ mm	3,75	Long	13
02143751	Implante Biomec	∅ mm	3,75	Long	14
02153751	Implante Biomec	∅ mm	3,75	Long	15
02163751	Implante Biomec	∅ mm	3,75	Long	16
02641	Implante Biomec	∅ mm	4	Long	6
02841	Implante Biomec	∅ mm	4	Long	8
021041	Implante Biomec	∅ mm	4	Long	10
0211541	Implante Biomec	∅ mm	4	Long	11,5
021241	Implante Biomec	∅ mm	4	Long	12
021341	Implante Biomec	∅ mm	4	Long	13
021441	Implante Biomec	∅ mm	4	Long	14
021541	Implante Biomec	∅ mm	4	Long	15
021641	Implante Biomec	∅ mm	4	Long	16
026451	Implante Biomec	∅ mm	4,5	Long	6
028451	Implante Biomec	∅ mm	4,5	Long	8
0210451	Implante Biomec	∅ mm	4,5	Long	10
02115451	Implante Biomec	∅ mm	4,5	Long	11,5
0212451	Implante Biomec	∅ mm	4,5	Long	12
0213451	Implante Biomec	∅ mm	4,5	Long	13
0214451	Implante Biomec	∅ mm	4,5	Long	14
0215451	Implante Biomec	∅ mm	4,5	Long	15
0216451	Implante Biomec	∅ mm	4,5	Long	16
02651	Implante Biomec	∅ mm	5	Long	6
02751	Implante Biomec	∅ mm	5	Long	7
02851	Implante Biomec	∅ mm	5	Long	8
021051	Implante Biomec	∅ mm	5	Long	10
0211551	Implante Biomec	∅ mm	5	Long	11,5
021251	Implante Biomec	∅ mm	5	Long	12
021351	Implante Biomec	∅ mm	5	Long	13
021451	Implante Biomec	∅ mm	5	Long	14
021551	Implante Biomec	∅ mm	5	Long	15
021651	Implante Biomec	∅ mm	5	Long	16
026551	Implante Biomec	∅ mm	5,5	Long	6
027551	Implante Biomec	∅ mm	5,5	Long	7
028551	Implante Biomec	∅ mm	5,5	Long	8
0210551	Implante Biomec	∅ mm	5,5	Long	10
0211551	Implante Biomec	∅ mm	5,5	Long	11,5
0212551	Implante Biomec	∅ mm	5,5	Long	12



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

0213551	Implante Biomec	∅ mm 5,5	Long 13
0214551	Implante Biomec	∅ mm 5,5	Long 14
0215551	Implante Biomec	∅ mm 5,5	Long 15
0216551	Implante Biomec	∅ mm 5,5	Long 16
06101801	Implante proimpro	∅ mm 1,80	long 8
06101801	Implante proimpro	∅ mm 1,80	long 10
061151801	Implante proimpro	∅ mm 1,80	long 11,50
06121801	Implante proimpro	∅ mm 1,80	long 12
06131801	Implante proimpro	∅ mm 1,80	long 13
06141801	Implante proimpro	∅ mm 1,80	long 14
06142001	Implante proimpro	∅ mm 2,00	long 8
06102001	Implante proimpro	∅ mm 2,00	long 10
061152001	Implante proimpro	∅ mm 2,00	long 11,50
06122001	Implante proimpro	∅ mm 2,00	long 12
06132001	Implante proimpro	∅ mm 2,00	long 13
06142001	Implante proimpro	∅ mm 2,00	long 14
06142401	Implante proimpro	∅ mm 2,20	long 8
06102401	Implante proimpro	∅ mm 2,40	long 10
061152401	Implante proimpro	∅ mm 2,40	long 11,50
06122401	Implante proimpro	∅ mm 2,40	long 12
06132401	Implante proimpro	∅ mm 2,40	long 13
06142401	Implante proimpro	∅ mm 2,40	long 14
03831	Implante proimre	∅ mm 3	Long 8
031031	Implante proimre	∅ mm 3	Long 10
0311531	Implante proimre	∅ mm 3	Long 11,50
031231	Implante proimre	∅ mm 3	Long 12
031331	Implante proimre	∅ mm 3	Long 13
031431	Implante proimre	∅ mm 3	Long 14
031531	Implante proimre	∅ mm 3	Long 15
031631	Implante proimre	∅ mm 3	Long 16
038351	Implante proimre	∅ mm 3,5	Long 8
0310351	Implante proimre	∅ mm 3,5	Long 10
03115351	Implante proimre	∅ mm 3,5	Long 11,50
0312351	Implante proimre	∅ mm 3,5	Long 12
0313351	Implante proimre	∅ mm 3,5	Long 13
0314351	Implante proimre	∅ mm 3,5	Long 14
0315351	Implante proimre	∅ mm 3,5	Long 15
0316351	Implante proimre	∅ mm 3,5	Long 16
03841	Implante proimre	∅ mm 4	Long 8



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

031041	Implante proimre ø mm 4 Long 10
0311541	Implante proimre ø mm 4 Long 11,50
031241	Implante proimre ø mm 4 Long 12
031341	Implante proimre ø mm 4 Long 13
031441	Implante proimre ø mm 4 Long 14
031541	Implante proimre ø mm 4 Long 15
031641	Implante proimre ø mm 4 Long 16
038451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 8
0310451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 10
03115451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 11,50
0312451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 12
0313451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 13
0314451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 14
0315451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 15
0316451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 16
03851	Implante proimre ø mm 5 Long 8
031051	Implante proimre ø mm 5 Long 10
0311551	Implante proimre ø mm 5 Long 11,50
031251	Implante proimre ø mm 5 Long 12
031351	Implante proimre ø mm 5 Long 13
031451	Implante proimre ø mm 5 Long 14
031551	Implante proimre ø mm 5 Long 15
031651	Implante proimre ø mm 5 Long 16
03861	Implante proimre ø mm 6 Long 8
031061	Implante proimre ø mm 6 Long 10
0311561	Implante proimre ø mm 6 Long 11,50
031261	Implante proimre ø mm 6 Long 12
031361	Implante proimre ø mm 6 Long 13
031461	Implante proimre ø mm 6 Long 14
031561	Implante proimre ø mm 6 Long 15
031661	Implante proimre ø mm 6 Long 16
058181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 8
0510181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 10
05115181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 11,50
0512181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 12
0513181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 13
0514181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 14
0515181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 15
0582001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 8

5






Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

05102001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 10
051152001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 11,50
05122001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 12
05132001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 13
05142001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 14
05152001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 15
0582201	Implante minimplante ø mm 2,20 long 8
05102201	Implante minimplante ø mm 2,20 long 10
051152201	Implante minimplante ø mm 2,20 long 11,5
05122201	Implante minimplante ø mm 2,20 long 12
05132201	Implante minimplante ø mm 2,20 long 13
05142201	Implante minimplante ø mm 2,20 long 14
05152201	Implante minimplante ø mm 2,20 long 15
0582401	Implante minimplante ø mm 2,40 long 8
05102401	Implante minimplante ø mm 2,40 long 10
051152401	Implante minimplante ø mm 2,40 long 11,5
05122401	Implante minimplante ø mm 2,40 long 12
05132401	Implante minimplante ø mm 2,40 long 13
05142401	Implante minimplante ø mm 2,40 long 14
05152401	Implante minimplante ø mm 2,40 long 15
048531	Implante proimfi ø mm 3 Long 8 x 5
048731	Implante proimfi ø mm 3 Long 8 x 7
0481031	Implante proimfi ø mm 3 Long 8 x 10
0410531	Implante proimfi ø mm 3 Long 10 x 5
0410731	Implante proimfi ø mm 3 Long 10 x 7
04101031	Implante proimfi ø mm 3 Long 10 x 10
04115531	Implante proimfi ø mm 3 Long 11,50 x 5
04115731	Implante proimfi ø mm 3 Long 11,50 x 7
041151031	Implante proimfi ø mm 3 Long 11,50 x 10
0412531	Implante proimfi ø mm 3 Long 12 x 5
0412731	Implante proimfi ø mm 3 Long 12 x 7
04121031	Implante proimfi ø mm 3 Long 12 x 10
0413531	Implante proimfi ø mm 3 Long 13 x 5
0413731	Implante proimfi ø mm 3 Long 13 x 7
04131031	Implante proimfi ø mm 3 Long 13 x 10
0414531	Implante proimfi ø mm 3 Long 14x 5
0414731	Implante proimfi ø mm 3 Long 14x7
04141031	Implante proimfi ø mm 3 Long 14x 10
0415531	Implante proimfi ø mm 3 Long 15x 5

8.





Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

0415731	Implante proimfi ø mm 3	Long 15 x7
04151031	Implante proimfi ø mm 3	Long 15 x 10
0416531	Implante proimfiø mm 3	Long 16x5
0416731	Implante proimfiø mm 3	Long 16x7
04161031	Implante proimfiø mm 3	Long 16x10
04853251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 8 x 5
04873251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 8 x 7
048103251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 8 x 10
041053251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 8 x 5
041073251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 10 x 7
0410103251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 10 x 10
0411553251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 11,5 x 5
0411573251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 11,5 x 7
04115103251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 11,5 x 10
041253251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 12 x 5
041273251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 12 x 7
0412103251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 12 x 10
041353251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 13 x 5
041373251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 13 x 7
0413103251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 13 x 10
041453251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 14 x 5
041473251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 14 x 7
0414103251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 14 x 10
041553251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 15 x 5
041573251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 15 x 7
0415103251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 15 x 10
041653251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 16 x 5
041673251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 16 x 7
0416103251	Implante proimfi ø mm 3,25	Long 16 x 10
0485351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 8 x 5
0487351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 8 x 7
04810351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 8 x 10
04105351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 10 x 5
04107351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 10 x7
041010351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 10 x 10
041155351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 11,5 x 5
041157351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 11,5 x7
0411510351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 11,5 x 10
04125351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 12 x 5



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

04127351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	12 x 7
041210351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	12 x 10
04135351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	13 x 5
04137351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	13 x 7
041310351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	13 x 10
04145351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	14x 5
04147351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	14x 7
041410351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	14x 10
04155351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	15 x 5
04157351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	15 x 7
041510351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	15 x 10
04165351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	16 x 5
04167351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	16 x 7
041610351	Implante proimfi	∅ mm	3,5	Long	16 x 10
04853751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	8 x 5
04873751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	8 x 7
048103751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	8 x 10
041053751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	10 x 5
041073751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	10 x 7
0410103751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	10 x 10
0411553751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	11,5 x 5
0411573751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	11,5 x 7
04115103751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	11,5 x 10
041253751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	12 x 5
041273751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	12 x 7
0412103751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	12 x 10
041353751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	13 x 5
041373751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	13 x 7
0413103751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	13 x 10
041453751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	14 x 5
041473751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	14 x 7
0414103751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	14 x 10
041553751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	15 x 5
041573751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	15 x 7
0415103751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	15 x 10
041653751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	16 x 5
041673751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	16 x 7
0416103751	Implante proimfi	∅ mm	3,75	Long	16x 10
048541	Implante proimfi	∅ mm	4	Long	8 x 5

S



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

048741	Implante proimfi ø mm 4 Long 8 x 7
0481041	Implante proimfi ø mm 4 Long 8 x 10
0410541	Implante proimfi ø mm 4 Long 10 x 5
0410741	Implante proimfi ø mm 4 Long 10 x 7
04101041	Implante proimfi ø mm 4 Long 10 x 10
04115541	Implante proimfi ø mm 4 Long 11,5 x 5
04115741	Implante proimfi ø mm 4 Long 11,5 x 7
041151041	Implante proimfi ø mm 4 Long 11,5 x 10
0412541	Implante proimfi ø mm 4 Long 12 x 5
0412741	Implante proimfi ø mm 4 Long 12 x 7
04121041	Implante proimfi ø mm 4 Long 12 x 10
0413541	Implante proimfi ø mm 4 Long 13 x 5
0413741	Implante proimfi ø mm 4 Long 13 x 7
04131041	Implante proimfi ø mm 4 Long 13 x 10
0414541	Implante proimfi ø mm 4 Long 14 x 5
0414741	Implante proimfi ø mm 4 Long 14 x 7
04141041	Implante proimfi ø mm 4 Long 14 x 10
0416541	Implante proimfi ø mm 4 Long 16 x 5
0416741	Implante proimfi ø mm 4 Long 16 x 7
04161041	Implante proimfi ø mm 4 Long 16 x 10
0485451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 8 x 5
0487451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 8 x 7
04810451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 8 x 10
04105451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 10 x 5
04107451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 10 x 7
041010451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 10 x 10
041155451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 11,5 x 5
041157451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 11,5 x 7
0411510451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 11,5x 10
04125451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 12 x 5
04127451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 12 x 7
041210451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 12 x 10
04125451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 12 x 5
04127451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 12 x 7
041210451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 12 x 10
04135451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 13 x 5
04137451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 13 x 7
041310451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 13 x 10
04145451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long 14 x 5

J





Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

04147451	Implante proimfi ø mm 4,5	Long 14 x 7
041410451	Implante proimfi ø mm 4,5	Long 14 x 10
04155451	Implante proimfi ø mm 4,5	Long 15 x 5
04157451	Implante proimfi ø mm 4,5	Long 15 x 7
041510451	Implante proimfi ø mm 4,5	Long 15 x 10
04165451	Implante proimfi ø mm 4,5	Long 16 x 5
04167451	Implante proimfi ø mm 4,5	Long 16 x 7
041610451	Implante proimfi ø mm 4,5	Long 16 x 10
048551	Implante proimfi ø mm 5	Long 8 x 5
048751	Implante proimfi ø mm 5	Long 8 x 7
0481051	Implante proimfi ø mm 5	Long 8 x 10
0410551	Implante proimfi ø mm 5	Long 10 x 5
0410751	Implante proimfi ø mm 5	Long 10 x 7
04101051	Implante proimfi ø mm 5	Long 10 x 10
0413551	Implante proimfi ø mm 5	Long 11,5 x 5
0413751	Implante proimfi ø mm 5	Long 11,5 x 7
04131051	Implante proimfi ø mm 5	Long 11,5 x 10
0412551	Implante proimfi ø mm 5	Long 12 x 5
0412751	Implante proimfi ø mm 5	Long 12 x 7
04121051	Implante proimfi ø mm 5	Long 12 x 10
0413551	Implante proimfi ø mm 5	Long 13 x 5
0413751	Implante proimfi ø mm 5	Long 13 x 7
04131051	Implante proimfi ø mm 5	Long 13 x 10
0414551	Implante proimfi ø mm 5	Long 14 x 5
0414751	Implante proimfi ø mm 5	Long 14 x 7
04141051	Implante proimfi ø mm 5	Long 14 x 10
0415551	Implante proimfi ø mm 5	Long 15 x 5
0415751	Implante proimfi ø mm 5	Long 15 x 7
04151051	Implante proimfi ø mm 5	Long 15 x 10
0416551	Implante proimfi ø mm 5	Long 16 x 5
0416751	Implante proimfi ø mm 5	Long 16 x 7
04161051	Implante proimfi ø mm 5	Long 16 x 10
0485551	Implante proimfi ø mm 5,5	Long 8 x 5
0487551	Implante proimfi ø mm 5,5	Long 8 x 7
04810551	Implante proimfi ø mm 5,5	Long 8 x 10
04105551	Implante proimfi ø mm 5,5	Long 10 x 5
04107551	Implante proimfi ø mm 5,5	Long 10 x 7
041010551	Implante proimfi ø mm 5,5	Long 10 x 10
041155551	Implante proimfi ø mm 5,5	Long 11,5 x 5

5



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

041157551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 11,5 x 7
0411510551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 11,5 x 10
04125551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 12 x 5
04127551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 12 x 7
041210551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 12 x 10
04135551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 13 x 5
04137551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 13 x 7
041310551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 13 x 10
04145551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 14 x 5
04147551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 14 x 7
041410551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 14 x 10
04155551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 15 x 5
04157551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 15 x 7
041510551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 15 x 10
04165551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 16 x 5
04167551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 16 x 7
041610551	Implante proimfi	∅ mm 5,5	Long 16 x 10
048561	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 8 x 5
048761	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 8 x 7
0481061	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 8 x 10
0410561	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 10 x 5
0410761	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 10 x 7
04101061	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 10 x 10
04115561	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 11,5 x 5
04115761	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 11,5 x 7
041151061	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 11,5 x 10
0412561	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 12 x 5
0412761	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 12 x 7
04121061	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 12 x 10
041361	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 13 x 5
041361	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 13 x 7
04131061	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 13 x 10
0414561	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 14 x 5
0414761	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 14 x 7
04141061	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 14 x 10
0415561	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 15 x 5
0415761	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 15 x 7
04151061	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 15 x 10
0416561	Implante proimfi	∅ mm 6	Long 16 x 5

5





Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

0416761	Implante proimfi ø mm 6 Long 16 x 7
04161061	Implante proimfi ø mm 6 Long 16 x 10
203	Calcinables biohex ø 3,5
204	Calcinables biohex ø 4,1
205	Calcinables biohex ø 5
010	analogos biohex ø 3,5
011	analogos biohex ø 4,1
012	analogos biohex ø 5
013	transfer biohex ø 3,5
014	transfer biohex ø 4,1
015	transfer biohex ø 5
206	Athachments biohex ø 4,1 L. 2
207	Athachments biohex ø 4,1 L. 3
208	Athachments biohex ø 4,1 L. 5
209	Athachments biohex ø 5 L. 2
210	Athachments biohex ø 5 L. 3
211	Athachments biohex ø 5 L. 5
412	Cicatrizante biohex ø 4,1 L. 2
413	Cicatrizante biohex ø 4,1 L. 3
415	Cicatrizante biohex ø 4,1 L. 5
052	Cicatrizante biohex ø 5 L. 2
053	Cicatrizante biohex ø 5 L. 3
055	Cicatrizante biohex ø 5 L. 5
4113	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 1 X 3
4115	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 1 X 5
4117	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 1 X 7
4123	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 2 X 3
4125	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 2 X 5
4127	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 2 X 7
4133	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 3 X 3
4135	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 3 X 5
4137	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 3 X 7
4153	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 5 X 3
4155	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 5 X 5
4157	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 5 X 7
513	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 1 X 3
515	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 1 X 5
517	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 1 X 7
523	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 2 X 3

5





Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

525	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 2 X 5
527	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 2 X 7
533	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 3 X 3
535	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 3 X 5
537	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 3 X 7
553	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 5X 3
555	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 5 X 5
557	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 5 X 7
41131	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 1 X 3
41151	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 1 X 5
41171	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 1 X 7
41231	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 2 X 3
41251	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 2 X 5
41271	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 2 X 7
41331	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 3 X 3
41351	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 3 X 5
41351	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 3 X 7
41531	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 5X 3
41551	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 5 X 5
415571	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 5 X 7
5131	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 1 X 3
5151	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 1 X 5
5171	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 1 X 7
5231	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 2 X 3
5251	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 2 X 5
5271	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 2 X 7
5331	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 3 X 3
5351	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 3 X 5
5371	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 3 X 7
5531	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 5X 3
5551	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 5 X 5
5571	Pilares tornillo Fijo biohex ø 5 L. 5 X 7
212	Calcinables biomec ø 3,5
213	Calcinables biomec ø 4,1
214	Calcinables biomec ø 5
016	analogos biomec ø 3,5
117	analogos biomec ø 4,1
118	analogos biomec ø 5
119	transfer biomec ø 3,5



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

120	transfer biomec ø 4,1
121	transfer biomec ø 5
215	Athachments biomec ø 3,5 L. 1,5
216	Athachments biomec ø 3,5 L. 3
217	Athachments biomec ø 3,5 L. 5
218	Athachments biomec ø 4 L. 1,5
219	Athachments biomec ø 4 L. 3
220	Athachments biomec ø 4 L. 5
221	Athachments biomec ø 5 L. 1,5
222	Athachments biomec ø 5 L. 3
223	Athachments biomec ø 5 L. 5
223515	Cicatrizante biomec ø 3,5 L. 1,5
22353	Cicatrizante biomec ø 3,5 L. 3
22355	Cicatrizante biomec ø 3,5 L. 5
22415	Cicatrizante biomec ø 4 L. 1,5
2243	Cicatrizante biomec ø 4 L. 3
2245	Cicatrizante biomec ø 4 L. 5
22515	Cicatrizante biomec ø 5 L. 1,5
2253	Cicatrizante biomec ø 5 L. 3
2255	Cicatrizante biomec ø 5 L. 5
22403	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 0 X 3
22405	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 0 X 5
22407	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 0 X 7
22413	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 1 X 3
22415	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 1 X 5
22417	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 1 X 7
224153	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 1,5 X 3
224155	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 1,5 X 5
22157	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 1,5 X 7
22423	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 2 X 3
22425	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 2 X 5
22427	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 2 X 7
22433	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 3 X 3
22435	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 3 X 5
22437	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 3 X 7
22453	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 5 X 3
22455	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 5 X 5
22457	Pilares tornillo pasante biomec ø 4 L. 5 X 7
22503	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 0 X 3

J,



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

22505	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 0 X 5
22507	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 0 X 7
22513	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 1 X 3
22515	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 1 X 5
22517	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 1 X 7
225153	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 1,5 X 3
225155	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 1,5 X 5
225157	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 1,5 X 7
22523	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 2 X 3
22525	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 2 X 5
22527	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 2 X 7
22533	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 3 X 3
22535	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 3 X 5
22537	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 3 X 7
22553	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 5X 3
22555	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 5 X 5
22557	Pilares tornillo pasante biomec ø 5 L. 5 X 7
224031	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 0 X 3
224051	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 0 X 5
224071	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 0 X 7
224131	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 1 X 3
224151	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 1 X 5
224171	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 1 X 7
2241531	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 1,5 X 3
2241551	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 1,5 X 5
221571	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 1,5 X 7
224231	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 2 X 3
224251	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 2 X 5
224271	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 2 X 7
224331	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 3 X 3
224351	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 3 X 5
224371	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 3 X 7
22531	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 5X 3
22551	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 5 X 5
22571	Pilares tornillo Fijo biomec ø 4 L. 5 X 7
225031	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 0 X 3
225051	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 0 X 5
225071	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 0 X 7
225131	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 1 X 3

5



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

225151	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 1 X 5
225171	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 1 X 7
2251531	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 1,5 X 3
2251551	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 1,5 X 5
2251571	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 1,5 X 7
225231	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 2 X 3
225251	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 2 X 5
225271	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 2 X 7
225331	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 3 X 3
225351	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 3 X 5
225371	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 3 X 7
225531	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 5X 3
225551	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 5 X 5
225571	Pilares tornillo Fijo biomec ø 5 L. 5 X 7
076351	Implante Osteoblock ø 3.5 mm Long 6
078351	Implante Osteoblock ø 3.5 mm Long 8
0710351	Implante Osteoblock ø 3.5 mm Long 10
07115351	Implante Osteoblock ø 3.5 mm Long 11.5
0713351	Implante Osteoblock ø 3.5 mm Long 13
0715351	Implante Osteoblock ø 3.5 mm Long 15
07641	Implante Osteoblock ø 4.0 mm Long 6
07841	Implante Osteoblock ø 4.0 mm Long 8
071041	Implante Osteoblock ø 4.0 mm Long 10
0711541	Implante Osteoblock ø 4.0 mm Long 11.5
071341	Implante Osteoblock ø 4.0 mm Long 13
071541	Implante Osteoblock ø 4.0 mm Long 15
076481	Implante Osteoblock ø 4.8 mm Long 6
078481	Implante Osteoblock ø 4.8 mm Long 8
0710481	Implante Osteoblock ø 4.8 mm Long 10
07115481	Implante Osteoblock ø 4.8 mm Long 11.5
0713481	Implante Osteoblock ø 4.8 mm Long 13
0715481	Implante Osteoblock ø 4.8 mm Long 15
033074	Pilar macizo osteoblock longitud 4 mm
0330755	Pilar macizo osteoblock longitud 5.5
033077	Pilar macizo osteoblock longitud 7 m
033079	Pilar macizo osteoblock longitud 9 mm
034070	Athachment osteoblock longitud 0 mm
034072	Athachment osteoblock longitud 2 mm
034073	Athachment osteoblock longitud 3 mm

57





Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

034075	Athachment osteoblock longitud 5 mm
035074	Pilar pasante osteoblock con octógono longitud 4 mm
0350755	Pilar pasante osteoblock con octógono longitud 5.5 mm
035077	Pilar pasante osteoblock con octógono longitud 7 mm
035079	Pilar pasante osteoblock con octógono longitud 9 mm
03607	Cofias de impresión
037715	Angulados osteoblock 15°
037725	Angulados osteoblock 25°
03807	Calcinables osteoblock sin octógono
03907	Calcinables osteoblock con octógono
040071	Cicatrizante osteoblock long 1 mm
040072	Cicatrizante osteoblock long 2 mm
040073	Cicatrizante osteoblock long 3 mm
040075	Cicatrizante osteoblock long 5 mm

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Para ser usados en la rehabilitación de pacientes total o parcialmente desdentados.

Período de vida útil: 3 (tres) años a partir de la fecha de esterilización.

Condición de expendio: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Nombre del fabricante: Implantes Fia S.R.L.

Lugar/es de elaboración: Alfredo Bufano 1675, C.A.B.A.

Expediente Nº 1-47-10633/10-1

DISPOSICIÓN Nº **7475**

Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S e INSTRUCCIONES DE USO AUTORIZADO/S del
PRODUCTO MÉDICO inscripto en el RPPTM mediante DISPOSICIÓN ANMAT N°

.....**7475**.....

Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO III
CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-47-10633/10-1

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **7475**, y de acuerdo a lo solicitado por Implantes Fia S.R.L., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de Implantes Dentales.

Código de identificación y nombre técnico: 16-744 -Prótesis Dentales Implantables.

Marca: FIA

Modelo:

0163251	Implante Biohex ø mm	3,25	Long	6
0183251	Implante Biohex ø mm	3,25	Long	8
01103251	Implante Biohex ø mm	3,25	Long	10
011153250	Implante Biohex ø mm	3,25	Long	11,5
01123251	Implante Biohex ø mm	3,25	Long	12
01133250	Implante Biohex ø mm	3,25	Long	13
01143251	Implante Biohex ø mm	3,25	Long	14
01153251	Implante Biohex ø mm	3,25	Long	15
01163251	Implante Biohex ø mm	3,25	Long	16
016351	Implante Biohex ø mm	3,5	Long	6
017351	Implante Biohex ø mm	3,5	Long	7
018351	Implante Biohex ø mm	3,5	Long	8
0110351	Implante Biohex ø mm	3,5	Long	10
01115351	Implante Biohex ø mm	3,5	Long	11,5

..//

0112351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 12
0113351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 13
0114351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 14
0115351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 15
0116351	Implante Biohex ø mm 3,5	Long 16
0163751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 6
0183751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 8
01103751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 10
011153751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 11,5
01123751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 12
01133751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 13
01143751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 14
01153751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 15
01163751	Implante Biohex ø mm 3,75	Long 16
01641	Implante Biohex ø mm 4	Long 6
01741	Implante Biohex ø mm 4	Long 7
01841	Implante Biohex ø mm 4	Long 8
011041	Implante Biohex ø mm 4	Long 10
011241	Implante Biohex ø mm 4	Long 12
0111541	Implante Biohex ø mm 4	Long 11,5
0111341	Implante Biohex ø mm 4	Long 13
011441	Implante Biohex ø mm 4	Long 14
011541	Implante Biohex ø mm 4	Long 15
011641	Implante Biohex ø mm 4	Long 16
016451	Implante Biohex ø mm 4,5	Long 6
018451	Implante Biohex ø mm 4,5	Long 8
0110451	Implante Biohex ø mm 4,5	Long 10
01115451	Implante Biohex ø mm 4,5	Long 11,5
0112451	Implante Biohex mm 4,5	Long 12
01113451	Implante Biohex ø mm 4,5	Long 13
0114451	Implante Biohex ø mm 4,5	Long 14
0115451	Implante Biohex ø mm 4,5	Long 15
0116451	Implante Biohex ø mm 4,5	Long 16
01651	Implante Biohex ø mm 5	Long 6
01751	Implante Biohex ø mm 5	Long 7
01851	Implante Biohex ø mm 5	Long 8
071051	Implante Biohex ø mm 5	Long 10
0111551	Implante Biohex ø mm 5	Long 11,5
011251	Implante Biohex ø mm 5	Long 12
0111351	Implante Biohex ø mm 5	Long 13
011451	Implante Biohex ø mm 5	Long 14





Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

0112551	Implante Biohex ø mm 5,5 Long 12
0111351	Implante Biohex ø mm 5,5 Long 13
0114551	Implante Biohex ø mm 5,5 Long 14
0115551	Implante Biohex ø mm 5,5 Long 15
0116551	Implante Biohex ø mm 5,5 Long 16
01661	Implante Biohex ø mm 6 Long 6
01761	Implante Biohex ø mm 6 Long 7
01861	Implante Biohex ø mm 6 Long 8
011061	Implante Biohex ø mm 6 Long 10
0111561	Implante Biohex ø mm 6 Long 11,5
01261	Implante Biohex ø mm 6 Long 12
011361	Implante Biohex ø mm 6 Long 13
011461	Implante Biohex ø mm 6 Long 14
011561	Implante Biohex ø mm 6 Long 15
011661	Implante Biohex ø mm 6 Long 16
0263251	Implante Biomec ø mm 3,25 Long 6
0273251	Implante Biomec ø mm 3,25 Long 7
0283251	Implante Biomec ø mm 3,25 Long 8
02103251	Implante Biomec ø mm 3,25 Long 10
021153251	Implante Biomec ø mm 3,25 Long 11,5
02123251	Implante Biomec ø mm 3,25 Long 12
02135321	Implante Biomec ø mm 3,5 Long 13
02143251	Implante Biomec ø mm 3,25 Long 14
02153251	Implante Biomec ø mm 3,25 Long 15
02163251	Implante Biomec ø mm 3,25 Long 16
026351	Implante Biomec ø mm 3,5 Long 6
027351	Implante Biomec ø mm 3,5 Long 7
028351	Implante Biomec ø mm 3,5 Long 8
0210351	Implante Biomec ø mm 3,5 Long 10
02115351	Implante Biomec ø mm 3,5 Long 11,5
0212351	Implante Biomec ø mm 3,5 Long 12
0213541	Implante Biomec ø mm 3,5 Long 13
0214351	Implante Biomec ø mm 3,5 Long 14
0215351	Implante Biomec ø mm 3,5 Long 15
0216351	Implante Biomec ø mm 3,5 Long 16

0263751	Implante Biomec	ø mm 3,75	Long 6
0273751	Implante Biomec	ø mm 3,75	Long 7
0283751	Implante Biomec	ø mm 3,75	Long 8
02103751	Implante Biomec	ø mm 3,75	Long 10
021153751	Implante Biomec	ø mm 3,75	Long 11,5
02123751	Implante Biomec	ø mm 3,75	Long 12
02137541	Implante Biomec	ø mm 3,75	Long 13
02143751	Implante Biomec	ø mm 3,75	Long 14
02153751	Implante Biomec	ø mm 3,75	Long 15
02163751	Implante Biomec	ø mm 3,75	Long 16
02641	Implante Biomec	ø mm 4	Long 6
02841	Implante Biomec	ø mm 4	Long 8
021041	Implante Biomec	ø mm 4	Long 10
0211541	Implante Biomec	ø mm 4	Long 11,5
021241	Implante Biomec	ø mm 4	Long 12
021341	Implante Biomec	ø mm 4	Long 13
021441	Implante Biomec	ø mm 4	Long 14
021541	Implante Biomec	ø mm 4	Long 15
021641	Implante Biomec	ø mm 4	Long 16
026451	Implante Biomec	ø mm 4,5	Long 6
028451	Implante Biomec	ø mm 4,5	Long 8
0210451	Implante Biomec	ø mm 4,5	Long 10
02115451	Implante Biomec	ø mm 4,5	Long 11,5
0212451	Implante Biomec	ø mm 4,5	Long 12
0213451	Implante Biomec	ø mm 4,5	Long 13
0214451	Implante Biomec	ø mm 4,5	Long 14
0215451	Implante Biomec	ø mm 4,5	Long 15
0216451	Implante Biomec	ø mm 4,5	Long 16
02651	Implante Biomec	ø mm 5	Long 6
02751	Implante Biomec	ø mm 5	Long 7
02851	Implante Biomec	ø mm 5	Long 8
021051	Implante Biomec	ø mm 5	Long 10
0211551	Implante Biomec	ø mm 5	Long 11,5
021251	Implante Biomec	ø mm 5	Long 12
021351	Implante Biomec	ø mm 5	Long 13
021451	Implante Biomec	ø mm 5	Long 14
021551	Implante Biomec	ø mm 5	Long 15
021651	Implante Biomec	ø mm 5	Long 16
026551	Implante Biomec	ø mm 5,5	Long 6
027551	Implante Biomec	ø mm 5,5	Long 7
028551	Implante Biomec	ø mm 5,5	Long 8
0210551	Implante Biomec	ø mm 5,5	Long 10
02115551	Implante Biomec	ø mm 5,5	Long 11,5
0212551	Implante Biomec	ø mm 5,5	Long 12
0213551	Implante Biomec	ø mm 5,5	Long 13
0214551	Implante Biomec	ø mm 5,5	Long 14
0215551	Implante Biomec	ø mm 5,5	Long 15



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

0216551	Implante Biomec ø mm 5,5 Long 16
06101801	Implante proimpro ø mm 1,80 long 8
06101801	Implante proimpro ø mm 1,80 long 10
061151801	Implante proimpro ø mm 1,80 long 11,50
06121801	Implante proimpro ø mm 1,80 long 12
06131801	Implante proimpro ø mm 1,80 long 13
06141801	Implante proimpro ø mm 1,80 long 14
06142001	Implante proimpro ø mm 2,00 long 8
06102001	Implante proimpro ø mm 2,00 long 10
061152001	Implante proimpro ø mm 2,00 long 11,50
06122001	Implante proimpro ø mm 2,00 long 12
06132001	Implante proimpro ø mm 2,00 long 13
06142001	Implante proimpro ø mm 2,00 long 14
06142401	Implante proimpro ø mm 2,20 long 8
06102401	Implante proimpro ø mm 2,40 long 10
061152401	Implante proimpro ø mm 2,40 long 11,50
06122401	Implante proimpro ø mm 2,40 long 12
06132401	Implante proimpro ø mm 2,40 long 13
06142401	Implante proimpro ø mm 2,40 long 14
03831	Implante proimre ø mm 3 Long 8
031031	Implante proimre ø mm 3 Long 10
0311531	Implante proimre ø mm 3 Long 11,50
031231	Implante proimre ø mm 3 Long 12
031331	Implante proimre ø mm 3 Long 13
031431	Implante proimre ø mm 3 Long 14
031531	Implante proimre ø mm 3 Long 15
031631	Implante proimre ø mm 3 Long 16
038351	Implante proimre ø mm 3,5 Long 8
0310351	Implante proimre ø mm 3,5 Long 10
03115351	Implante proimre ø mm 3,5 Long 11,50
0312351	Implante proimre ø mm 3,5 Long 12
0313351	Implante proimre ø mm 3,5 Long 13
0314351	Implante proimre ø mm 3,5 Long 14
0315351	Implante proimre ø mm 3,5 Long 15
0316351	Implante proimre ø mm 3,5 Long 16

03841	Implante proimre ø mm 4 Long 8
031041	Implante proimre ø mm 4 Long 10
0311541	Implante proimre ø mm 4 Long 11,50
031241	Implante proimre ø mm 4 Long 12
031341	Implante proimre ø mm 4 Long 13
031441	Implante proimre ø mm 4 Long 14
031541	Implante proimre ø mm 4 Long 15
031641	Implante proimre ø mm 4 Long 16
038451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 8
0310451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 10
03115451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 11,50
0312451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 12
0313451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 13
0314451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 14
0315451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 15
0316451	Implante proimre ø mm 4,5 Long 16
03851	Implante proimre ø mm 5 Long 8
031051	Implante proimre ø mm 5 Long 10
0311551	Implante proimre ø mm 5 Long 11,50
031251	Implante proimre ø mm 5 Long 12
031351	Implante proimre ø mm 5 Long 13
031451	Implante proimre ø mm 5 Long 14
031551	Implante proimre ø mm 5 Long 15
031651	Implante proimre ø mm 5 Long 16
03861	Implante proimre ø mm 6 Long 8
031061	Implante proimre ø mm 6 Long 10
0311561	Implante proimre ø mm 6 Long 11,50
031261	Implante proimre ø mm 6 Long 12
031361	Implante proimre ø mm 6 Long 13
031461	Implante proimre ø mm 6 Long 14
031561	Implante proimre ø mm 6 Long 15
031661	Implante proimre ø mm 6 Long 16
058181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 8
0510181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 10
05115181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 11,50
0512181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 12
0513181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 13
0514181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 14
0515181	Implante minimplante ø mm 1,8 long 15
0582001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 8
05102001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 10
051152001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 11,50
05122001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 12
05132001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 13
05142001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 14
05152001	Implante minimplante ø mm 2,00 long 15
0582201	Implante minimplante ø mm 2,20 long 8



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

05102201	Implante minimplante	∅ mm 2,20	long 10
051152201	Implante minimplante	∅ mm 2,20	long 11,5
05122201	Implante minimplante	∅ mm 2,20	long 12
05132201	Implante minimplante	∅ mm 2,20	long 13
05142201	Implante minimplante	∅ mm 2,20	long 14
05152201	Implante minimplante	∅ mm 2,20	long 15
0582401	Implante minimplante	∅ mm 2,40	long 8
05102401	Implante minimplante	∅ mm 2,40	long 10
051152401	Implante minimplante	∅ mm 2,40	long 11,5
05122401	Implante minimplante	∅ mm 2,40	long 12
05132401	Implante minimplante	∅ mm 2,40	long 13
05142401	Implante minimplante	∅ mm 2,40	long 14
05152401	Implante minimplante	∅ mm 2,40	long 15
048531	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 8 x 5
048731	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 8 x 7
0481031	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 8 x 10
0410531	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 10 x 5
0410731	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 10 x 7
04101031	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 10 x 10
04115531	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 11,50 x 5
04115731	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 11,50 x 7
041151031	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 11,50 x 10
0412531	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 12 x 5
0412731	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 12 x 7
04121031	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 12 x 10
0413531	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 13 x 5
0413731	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 13 x 7
04131031	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 13 x 10
0414531	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 14x 5
0414731	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 14x7
04141031	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 14x 10
0415531	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 15x 5
0415731	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 15 x7
04151031	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 15 x 10
0416531	Implante proimfi	∅ mm 3	Long 16x5

0416731	Implante proimfiø mm 3 Long 16x7
04161031	Implante proimfiø mm 3 Long 16x10
04853251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 8 x 5
04873251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 8 x 7
048103251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 8 x 10
041053251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 8 x 5
041073251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 10 x 7
0410103251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 10 x 10
0411553251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 11,5 x 5
0411573251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 11,5 x 7
04115103251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 11,5 x 10
041253251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 12 x 5
041273251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 12 x 7
0412103251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 12 x 10
041353251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 13 x 5
041373251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 13 x 7
0413103251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 13 x 10
041453251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 14 x 5
041473251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 14 x 7
0414103251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 14 x 10
041553251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 15 x 5
041573251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 15 x 7
0415103251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 15 x 10
041653251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 16 x 5
041673251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 16 x 7
0416103251	Implante proimfi ø mm 3,25 Long 16 x 10
0485351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 8 x 5
0487351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 8 x 7
04810351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 8 x 10
04105351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 10 x 5
04107351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 10 x 7
041010351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 10 x 10
041155351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 11,5 x 5
041157351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 11,5 x 7
0411510351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 11,5 x 10
04125351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 12 x 5
04127351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 12 x 7
041210351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 12 x 10
04135351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 13 x 5
04137351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 13 x 7
041310351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 13 x 10
04145351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 14x 5
04147351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 14x 7
041410351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 14x 10
04155351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 15 x 5
04157351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 15 x 7
041510351	Implante proimfi ø mm 3,5 Long 15 x 10



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

04165351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 16 x 5
04167351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 16 x 7
041610351	Implante proimfi ø mm 3,5	Long 16 x 10
04853751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 8 x 5
04873751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 8 x 7
048103751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 8 x 10
041053751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 10 x 5
041073751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 10 x 7
0410103751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 10 x 10
0411553751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 11,5 x 5
0411573751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 11,5 x 7
04115103751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 11,5 x 10
041253751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 12 x 5
041273751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 12 x 7
0412103751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 12 x 10
041353751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 13 x 5
041373751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 13 x 7
0413103751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 13 x 10
041453751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 14 x 5
041473751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 14 x 7
0414103751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 14 x 10
041553751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 15 x 5
041573751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 15 x 7
0415103751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 15 x 10
041653751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 16 x 5
041673751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 16 x 7
0416103751	Implante proimfi ø mm 3,75	Long 16 x 10
048541	Implante proimfi ø mm 4	Long 8 x 5
048741	Implante proimfi ø mm 4	Long 8 x 7
0481041	Implante proimfi ø mm 4	Long 8 x 10
0410541	Implante proimfi ø mm 4	Long 10 x 5
0410741	Implante proimfi ø mm 4	Long 10 x 7
04101041	Implante proimfi ø mm 4	Long 10 x 10
04115541	Implante proimfi ø mm 4	Long 11,5 x 5
04115741	Implante proimfi ø mm 4	Long 11,5 x 7

041151041	Implante proimfi ø mm 4 Long	11,5 x 10
0412541	Implante proimfi ø mm 4 Long	12 x 5
0412741	Implante proimfi ø mm 4 Long	12 x 7
04121041	Implante proimfi ø mm 4 Long	12 x 10
0413541	Implante proimfi ø mm 4 Long	13 x 5
0413741	Implante proimfi ø mm 4 Long	13 x 7
04131041	Implante proimfi ø mm 4 Long	13 x 10
0414541	Implante proimfi ø mm 4 Long	14 x 5
0414741	Implante proimfi ø mm 4 Long	14 x 7
04141041	Implante proimfi ø mm 4 Long	14 x 10
0416541	Implante proimfi ø mm 4 Long	16 x 5
0416741	Implante proimfi ø mm 4 Long	16 x 7
04161041	Implante proimfi ø mm 4 Long	16 x 10
0485451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	8 x 5
0487451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	8 x 7
04810451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	8 x 10
04105451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	10 x 5
04107451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	10 x 7
041010451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	10 x 10
041155451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	11,5 x 5
041157451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	11,5 x 7
0411510451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	11,5 x 10
04125451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	12 x 5
04127451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	12 x 7
041210451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	12 x 10
04125451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	12 x 5
04127451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	12 x 7
041210451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	12 x 10
04135451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	13 x 5
04137451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	13 x 7
041310451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	13 x 10
04145451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	14 x 5
04147451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	14 x 7
041410451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	14 x 10
04155451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	15 x 5
04157451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	15 x 7
041510451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	15 x 10
04165451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	16 x 5
04167451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	16 x 7
041610451	Implante proimfi ø mm 4,5 Long	16 x 10
048551	Implante proimfi ø mm 5 Long	8 x 5
048751	Implante proimfi ø mm 5 Long	8 x 7
0481051	Implante proimfi ø mm 5 Long	8 x 10
0410551	Implante proimfi ø mm 5 Long	10 x 5
0410751	Implante proimfi ø mm 5 Long	10 x 7
04101051	Implante proimfi ø mm 5 Long	10 x 10
0413551	Implante proimfi ø mm 5 Long	11,5 x 5



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

0413751	Implante proimfi	ø mm	5	Long	11,5 x 7
04131051	Implante proimfi	ø mm	5	Long	11,5 x 10
0412551	Implante proimfi	ø mm	5	Long	12 x 5
0412751	Implante proimfi	ø mm	5	Long	12 x 7
04121051	Implante proimfi	ø mm	5	Long	12 x 10
0413551	Implante proimfi	ø mm	5	Long	13 x 5
0413751	Implante proimfi	ø mm	5	Long	13 x 7
04131051	Implante proimfi	ø mm	5	Long	13 x 10
0414551	Implante proimfi	ø mm	5	Long	14 x 5
0414751	Implante proimfi	ø mm	5	Long	14 x 7
04141051	Implante proimfi	ø mm	5	Long	14 x 10
0415551	Implante proimfi	ø mm	5	Long	15 x 5
0415751	Implante proimfi	ø mm	5	Long	15 x 7
04151051	Implante proimfi	ø mm	5	Long	15 x 10
J. 0416551	Implante proimfi	ø mm	5	Long	16 x 5
0416751	Implante proimfi	ø mm	5	Long	16 x 7
04161051	Implante proimfi	ø mm	5	Long	16 x 10
0485551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	8 x 5
0487551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	8 x 7
04810551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	8 x 10
04105551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	10 x 5
04107551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	10 x 7
041010551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	10 x 10
041155551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	11,5 x 5
041157551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	11,5 x 7
0411510551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	11,5 x 10
04125551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	12 x 5
04127551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	12 x 7
041210551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	12 x 10
04135551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	13 x 5
04137551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	13 x 7
041310551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	13 x 10
04145551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	14 x 5
04147551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	14 x 7
041410551	Implante proimfi	ø mm	5,5	Long	14 x 10

04155551	Implante proimfi ø mm 5,5 Long 15 x 5
04157551	Implante proimfi ø mm 5,5 Long 15 x 7
041510551	Implante proimfi ø mm 5,5 Long 15 x 10
04165551	Implante proimfi ø mm 5,5 Long 16 x 5
04167551	Implante proimfi ø mm 5,5 Long 16 x 7
041610551	Implante proimfi ø mm 5,5 Long 16 x 10
048561	Implante proimfi ø mm 6 Long 8 x 5
048761	Implante proimfi ø mm 6 Long 8 x 7
0481061	Implante proimfi ø mm 6 Long 8 x 10
0410561	Implante proimfi ø mm 6 Long 10 x 5
0410761	Implante proimfi ø mm 6 Long 10 x 7
04101061	Implante proimfi ø mm 6 Long 10 x 10
04115561	Implante proimfi ø mm 6 Long 11,5 x 5
04115761	Implante proimfi ø mm 6 Long 11,5 x 7
041151061	Implante proimfi ø mm 6 Long 11,5 x 10
0412561	Implante proimfi ø mm 6 Long 12 x 5
0412761	Implante proimfi ø mm 6 Long 12 x 7
04121061	Implante proimfi ø mm 6 Long 12 x 10
041361	Implante proimfi ø mm 6 Long 13 x 5
041361	Implante proimfi ø mm 6 Long 13 x 7
04131061	Implante proimfi ø mm 6 Long 13 x 10
0414561	Implante proimfi ø mm 6 Long 14 x 5
0414761	Implante proimfi ø mm 6 Long 14 x 7
04141061	Implante proimfi ø mm 6 Long 14 x 10
0415561	Implante proimfi ø mm 6 Long 15 x 5
0415761	Implante proimfi ø mm 6 Long 15 x 7
04151061	Implante proimfi ø mm 6 Long 15 x 10
0416561	Implante proimfi ø mm 6 Long 16 x 5
0416761	Implante proimfi ø mm 6 Long 16 x 7
04161061	Implante proimfi ø mm 6 Long 16 x 10
203	Calcinables biohex ø 3,5
204	Calcinables biohex ø 4,1
205	Calcinables biohex ø 5
010	analogos biohex ø 3,5
011	analogos biohex ø 4,1
012	analogos biohex ø 5
013	transfer biohex ø 3,5
014	transfer biohex ø 4,1
015	transfer biohex ø 5
206	Athachments biohex ø 4,1 L. 2
207	Athachments biohex ø 4,1 L. 3
208	Athachments biohex ø 4,1 L. 5
209	Athachments biohex ø 5 L. 2
210	Athachments biohex ø 5 L. 3
211	Athachments biohex ø 5 L. 5
412	Cicatrizante biohex ø 4,1 L. 2
413	Cicatrizante biohex ø 4,1 L. 3



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

415	Cicatrizante biohex ø 4,1 L. 5
052	Cicatrizante biohex ø 5 L. 2
053	Cicatrizante biohex ø 5 L. 3
055	Cicatrizante biohex ø 5 L. 5
4113	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 1 X 3
4115	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 1 X 5
4117	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 1 X 7
4123	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 2 X 3
4125	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 2 X 5
4127	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 2 X 7
4133	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 3 X 3
4135	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 3 X 5
4137	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 3 X 7
4153	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 5X 3
4155	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 5 X 5
4157	Pilares tornillo pasante biohex ø 4,1 L. 5 X 7
513	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 1 X 3
515	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 1 X 5
517	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 1 X 7
523	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 2 X 3
525	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 2 X 5
527	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 2 X 7
533	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 3 X 3
535	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 3 X 5
537	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 3 X 7
553	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 5X 3
555	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 5 X 5
557	Pilares tornillo pasante biohex ø 5 L. 5 X 7
41131	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 1 X 3
41151	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 1 X 5
41171	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 1 X 7
41231	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 2 X 3
41251	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 2 X 5
41271	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 2 X 7
41331	Pilares tornillo Fijo biohex ø 4,1 L. 3 X 3

41351 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 4,1 L. 3 X 5
 41351 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 4,1 L. 3 X 7
 41531 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 4,1 L. 5X 3
 41551 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 4,1 L. 5 X 5
 415571 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 4,1 L. 5 X 7
 5131 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 1 X 3
 5151 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 1 X 5
 5171 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 1 X 7
 5231 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 2 X 3
 5251 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 2 X 5
 5271 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 2 X 7
 5331 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 3 X 3
 5351 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 3 X 5
 5371 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 3 X 7
 5531 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 5X 3
 5551 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 5 X 5
 5571 Pilares tornillo Fijo biohex \varnothing 5 L. 5 X 7
 212 Calcinables biomec \varnothing 3,5
 213 Calcinables biomec \varnothing 4,1
 214 Calcinables biomec \varnothing 5
 016 analogos biomec \varnothing 3,5
 117 analogos biomec \varnothing 4,1
 118 analogos biomec \varnothing 5
 119 transfer biomec \varnothing 3,5
 120 transfer biomec \varnothing 4,1
 121 transfer biomec \varnothing 5
 215 Athachments biomec \varnothing 3,5 L. 1,5
 216 Athachments biomec \varnothing 3,5 L. 3
 217 Athachments biomec \varnothing 3,5 L. 5
 218 Athachments biomec \varnothing 4 L. 1,5
 219 Athachments biomec \varnothing 4 L. 3
 220 Athachments biomec \varnothing 4 L. 5
 221 Athachments biomec \varnothing 5 L. 1,5
 222 Athachments biomec \varnothing 5 L. 3
 223 Athachments biomec \varnothing 5 L. 5
 223515 Cicatrizante biomec \varnothing 3,5 L. 1,5
 22353 Cicatrizante biomec \varnothing 3,5 L. 3
 22355 Cicatrizante biomec \varnothing 3,5 L. 5
 22415 Cicatrizante biomec \varnothing 4 L. 1,5
 2243 Cicatrizante biomec \varnothing 4 L. 3
 2245 Cicatrizante biomec \varnothing 4 L. 5
 22515 Cicatrizante biomec \varnothing 5 L. 1,5
 2253 Cicatrizante biomec \varnothing 5 L. 3
 2255 Cicatrizante biomec \varnothing 5 L. 5
 22403 Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4 L. 0 X 3
 22405 Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4 L. 0 X 5
 22407 Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4 L. 0 X 7



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

22413	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 1 X 3
22415	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 1 X 5
22417	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 1 X 7
224153	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 1,5 X 3
224155	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 1,5 X 5
22157	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 1,5 X 7
22423	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 2 X 3
22425	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 2 X 5
22427	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 2 X 7
22433	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 3 X 3
22435	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 3 X 5
22437	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 3 X 7
22453	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 5X 3
22455	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 5 X 5
22457	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 4	L. 5 X 7
22503	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 0 X 3
22505	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 0 X 5
22507	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 0 X 7
22513	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 1 X 3
22515	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 1 X 5
22517	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 1 X 7
225153	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 1,5 X 3
225155	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 1,5 X 5
225157	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 1,5 X 7
22523	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 2 X 3
22525	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 2 X 5
22527	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 2 X 7
22533	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 3 X 3
22535	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 3 X 5
22537	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 3 X 7
22553	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 5X 3
22555	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 5 X 5
22557	Pilares tornillo pasante biomec \varnothing 5	L. 5 X 7
224031	Pilares tornillo Fijo biomec \varnothing 4	L. 0 X 3
224051	Pilares tornillo Fijo biomec \varnothing 4	L. 0 X 5

224071	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 0 X 7
224131	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 1 X 3
224151	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 1 X 5
224171	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 1 X 7
2241531	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 1,5 X 3
2241551	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 1,5 X 5
221571	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 1,5 X 7
224231	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 2 X 3
224251	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 2 X 5
224271	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 2 X 7
224331	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 3 X 3
224351	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 3 X 5
224371	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 3 X 7
22531	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 5X 3
22551	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 5 X 5
22571	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 4	L. 5 X 7
225031	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 0 X 3
225051	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 0 X 5
225071	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 0 X 7
225131	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 1 X 3
225151	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 1 X 5
225171	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 1 X 7
2251531	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 1,5 X 3
2251551	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 1,5 X 5
2251571	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 1,5 X 7
225231	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 2 X 3
225251	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 2 X 5
225271	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 2 X 7
225331	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 3 X 3
225351	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 3 X 5
225371	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 3 X 7
225531	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 5X 3
225551	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 5 X 5
225571	Pilares tornillo Fijo	biomec	ø 5	L. 5 X 7
076351	Implante Osteoblock	ø 3.5 mm	Long 6	
078351	Implante Osteoblock	ø 3.5 mm	Long 8	
0710351	Implante Osteoblock	ø 3.5 mm	Long 10	
07115351	Implante Osteoblock	ø 3.5 mm	Long 11.5	
0713351	Implante Osteoblock	ø 3.5 mm	Long 13	
0715351	Implante Osteoblock	ø 3.5 mm	Long 15	
07641	Implante Osteoblock	ø 4.0 mm	Long 6	
07841	Implante Osteoblock	ø 4.0 mm	Long 8	
071041	Implante Osteoblock	ø 4.0 mm	Long 10	
0711541	Implante Osteoblock	ø 4.0 mm	Long 11.5	
071341	Implante Osteoblock	ø 4.0 mm	Long 13	
071541	Implante Osteoblock	ø 4.0 mm	Long 15	
076481	Implante Osteoblock	ø 4.8 mm	Long 6	



Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

A.N.M.A.T.

078481	Implante Osteoblock ø 4.8 mm Long 8
0710481	Implante Osteoblock ø 4.8 mm Long 10
07115481	Implante Osteoblock ø 4.8 mm Long 11.5
0713481	Implante Osteoblock ø 4.8 mm Long 13
0715481	Implante Osteoblock ø 4.8 mm Long 15
033074	Pilar macizo osteoblock longitud 4 mm
0330755	Pilar macizo osteoblock longitud 5.5
033077	Pilar macizo osteoblock longitud 7 m
033079	Pilar macizo osteoblock longitud 9 mm
034070	Athachment osteoblock longitud 0 mm
034072	Athachment osteoblock longitud 2 mm
034073	Athachment osteoblock longitud 3 mm
034075	Athachment osteoblock longitud 5 mm
035074	Pilar pasante osteoblock con octógono longitud 4 mm
0350755	Pilar pasante osteoblock con octógono longitud 5.5 mm
035077	Pilar pasante osteoblock con octógono longitud 7 mm
035079	Pilar pasante osteoblock con octógono longitud 9 mm
03607	Cofias de impresión
037715	Angulados osteoblock 15°
037725	Angulados osteoblock 25°
03807	Calcinables osteoblock sin octógono
03907	Calcinables osteoblock con octógono
040071	Cicatrizante osteoblock long 1 mm
040072	Cicatrizante osteoblock long 2 mm
040073	Cicatrizante osteoblock long 3 mm
040075	Cicatrizante osteoblock long 5 mm

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Para ser usados en la rehabilitación de pacientes total o parcialmente desdentados.

Período de vida útil: 3 (tres) años a partir de la fecha de esterilización.

Condición de expendio: Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

..//


Nombre del fabricante: Implantes Fia S.R.L.

Lugar/es de elaboración: Alfredo Bufano 1675, C.A.B.A.

Se extiende a Implantes Fia S.R.L. el Certificado PM-1357-1, en la Ciudad de Buenos Aires, a ^{05 DIC 2013}....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.


DISPOSICIÓN N°

7475



Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

7475



PROYECTO DE ROTULO (envase primario)

Fabricado por:
IMPLANTES FIA S.R.L.
Alfredo Bufano 1675, C1416AJI
Ciudad Autónoma de Bs. As.
República Argentina
TE: (011) 4583-9117

FIA IMPLANTES

Sistema de implantes dentales

Para uso odontológico

Modelo: (Según corresponda)

Medida: (Según corresponda)

Código: XXXXXX


Lote N°: XXXXX Fecha de vencimiento: xx/yy (3 años a partir de la fecha de esterilización)

Esterilizado por Radiación Gamma 25 Kgy.

PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar.

No utilizar si el envase no está íntegro. Conservar en lugar limpio.

"AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T PM 1357-1"



NOTA: El mismo rótulo es utilizado para todos los modelos de implantes, cambia únicamente el nombre del modelo y la medida.

A. PAULA ZUCCHINI
Directora Técnica
M.N.: 12855

Ariel Portas
SOCIO GERENTE
IMPLANTES F.I.A. S.R.L.

747



PROYECTO DE ROTULO (envase secundario)

Fabricado por:
IMPLANTES FIA S.R.L.
Alfredo Bufano 1675, C1416AJI
Ciudad Autónoma de Bs. As.
República Argentina
TE: (011) 4583-9117

FIA IMPLANTES

Sistema de implantes dentales

Para uso odontológico

Modelo: (Según corresponda)

Medida: (Según corresponda)

Código: XXXXXX

Material Utilizado: Titanio grado 4 (ASTM F64)

Esterilizado por Radiación Gamma 25 Kgy.

VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar.

No utilizar si el envase no está íntegro. Conservar en lugar limpio.

Lea las instrucciones de Uso. (Ver prospecto adjunto)

Director Técnico: Ana Paula Zucchini
Farmacéutico, M.N. 12.855

"AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T PM 1357-1"

NOTA: El mismo rótulo es utilizado para todos los modelos de implantes, cambia únicamente el nombre del modelo y la medida.

A. PAULA ZUCCHINI
Directora Técnica
M.N.: 12855

Ana Paula Zucchini
SOCIO GERENTE
IMPLANTES F.I.A.S.R.L.

7475



PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

Fabricado por: **IMPLANTES FIA S.R.L.**
 Alfredo Bufano 1675
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1416AJI
 Tel: (011) 4583-9117/4581-6603
 Rep. Argentina

Sistema de implantes dentales

Presentación: Contenido: **1 unidad.** El envase contiene el implante con su respectivo soporte, y en el exterior etiquetas identificatorias del producto, del modelo y dimensiones.

Los **IMPLANTES FIA** se esterilizan por radiación Gamma de 25 kilogray.

PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar.

Director Técnico: Ana Paula Zucchini
 Farmacéutico, M.N. 12.855
AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T PM 1357-1

MODELOS DE IMPLANTES Y MEDIDAS

MODELO	DIAMETRO	LONGITUDES DE LA ROSCA									LONGITUD PILAR (mm)			
		6	8	10	11.5	12	13	14	15	16	L.5	L.7	L.10	
BIOHEX	3.25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	3.75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
BIOMEC	3.25	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	3.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	3.75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	4.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	5.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	5.5	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
	6.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
PROIMFI	3.0		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3.25		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3.5		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	3.75		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4.0		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	4.5		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5.0		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	5.5		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6.0		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

A. PAULA ZUCCHINI
 Directora Técnica
 M.N.: 12855

Ariel Portas
 SOCIO GERENTE
 IMPLANTES F.I.A. S.R.L.

PROIMPRO	1.8	*	*	*		*		*	*	
	2.0	*	*	*		*		*	*	
	2.20	*	*	*		*		*	*	
	2.40	*	*	*		*		*	*	
PROIMRE	3.0		*	*	*	*	*	*	*	*
	3.25		*	*	*	*	*	*	*	*
	3.5		*	*	*	*	*	*	*	*
	3.75		*	*	*	*	*	*	*	*
	4.0		*	*	*	*	*	*	*	*
	4.5		*	*	*	*	*	*	*	*
	5.0		*	*	*	*	*	*	*	*
	5.5		*	*	*	*	*	*	*	*
MINIMPLANTE	1.8	*	*	*		*		*	*	
	2.0	*	*	*		*		*	*	
	2.20	*	*	*		*		*	*	
	2.40	*	*	*		*		*	*	
OSTEOBLOCK	3.5	*	*	*	*		*	*		
	4.0	*	*	*	*		*	*		
	4.8	*	*	*	*		*	*		

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El implante dental FIA ha sido concebido para sustituir piezas dentarias. Los implantes FIA son fabricados en titanio grado 4.

El implante FIA ha sido esterilizado con radiación gamma y se suministra estéril. El dispositivo no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento que consta en la etiqueta. No reesterilice este dispositivo. No lo use si el envase está abierto o dañado. Al igual que todos los implantes dentales, los implantes FIA son dispositivos para un solo uso y no deben reutilizarse bajo ninguna circunstancia.

INDICACIONES DE USO

Los implantes dentales están diseñados para ser usados en la rehabilitación de aquellas personas que han sufrido la pérdida de alguna o todas sus piezas dentarias, por diferentes razones. Sus indicaciones son precisas y forman parte de la gran cantidad de técnicas rehabilitadoras que utiliza la odontología contemporánea.

Pueden ser utilizadas tanto en el maxilar superior como en el inferior, en todos los casos que cumplan con el protocolo. La función principal de los implantes es generar el soporte o la retención de una prótesis dental para el reemplazo de piezas ausentes. Su diseño y estructura, en los distintos modelos de implantes, les permiten adecuarse tanto a la prótesis fijas como a las removibles.

FIJACION DEL IMPLANTE

Es fundamental la realización de una técnica quirúrgica traumática y rehabilitación protésica adecuada, de acuerdo a los criterios que impone el saber odontológico. Su diseño y oclusión son condiciones básicas para lograr función y estética.

A. PAUL ZUCCHINI
Directora Técnica
M.N.: 12855

Anel Portas
SOCIO GERENTE
IMPLANTES F.I.A. S.R.L.

En estos dos aspectos se basa la durabilidad del tratamiento en el tiempo.

IMPLANTES FIA recomienda asistir a uno o mas cursos de implantes dentales antes de intentar incorporar este tipo de tratamiento en la práctica profesional diaria. Sólo reconocerá la colocación de los implantes a profesionales acreditados. IMPLANTES FIA no controla factores relacionados a la actividad del profesional, incluyendo la selección del paciente, la técnica quirúrgica utilizada y la técnica de restauración protética.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

El éxito del tratamiento mediante el uso de implantes esta supeditada a varios aspectos. En primer lugar la evaluación del paciente desde su estado sistémico y el estado local de la zona receptora. Existen patologías sistémicas y locales en las cuales el éxito del tratamiento puede verse disminuido o directamente contraindicado por lo tanto es importante la evaluación del paciente, el diagnóstico y el plan de tratamiento adecuado para cada caso particular.

Es importante realizar un estudio del paciente para asegurar que se encuentre en condiciones de salud necesarias para la colocación del implante.

Es importante el uso de estudios radiográficos y tomografías computadas para determinar si el hueso de la zona a implantar es el adecuado en cuanto a dimensiones, como así también, para establecer la localización de estructuras anatómicas importantes, como el conducto dentario inferior, el foramen mentoniano, el seno maxilar y las piezas dentarias vecinas.

Es importante realizar estudios clínicos para detectar enfermedades sistémicas que contraindiquen el uso de implantes dentales.

Posteriormente es fundamental realizar un planeamiento protético con análisis de la zona receptora del tratamiento, estudios de tejidos duros y blandos a través del diagnóstico por imágenes, para así obtener una rehabilitación satisfactoria y correcta ubicación y cantidad de implantes.

Además la adecuada selección y el correcto cumplimiento de las normas por parte del paciente afectarán notablemente a los resultados

CONTRAINDICACIONES

Los IMPLANTES FIA están contraindicados en pacientes con algunas de estas características presentes:

- Enfermedades metabólicas
- Hipertensión arterial no controlada
- Trastornos hepáticos graves
- Discrasias sanguíneas
- Enfermedades óseas y del colágeno
- Pacientes inmunodeprimidos.

El odontólogo deberá evaluar cada caso en particular.

Los pacientes con problemas cardiovasculares, endocrinopatías, trastornos óseos y musculares requieren examen medico y autorización del profesional competente, previa a la cirugía del implante.

A. PAULAZZOLI
Directora Técnica
M.N. 12855

Ariel Portas
SOCIO GERENTE
IMPLANTES F.I.A. S.R.L.

7475



Asimismo los implante pueden no estar aconsejados en pacientes con fumadores, alcohólicos, con higiene oral deficiente, bruxismo, o hábitos parafuncionales, enfermedades periodontal grave, paciente sin buena predisposición a seguir las instrucciones del postoperatorio.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Pueden aparecer todos los efectos adversos asociados con la cirugía pero que no se deben al implante, como por ejemplo: inflamación de la zona operada, hematomas, perimplantitis, reabsorción ósea y fracaso de la óseo integración.

LIMPIEZA y DESCONTAMINACION

Deben tratarse todos los productos con precaución. Un uso o manipulación indebidos pueden causar daños y/o un posible funcionamiento inadecuado del dispositivo. La eliminación de los implantes ya utilizados que fueron removidos deberá efectuarse como residuo patológico.


ESTERILIZACION

Los dispositivos se suministran esterilizados. No introduzca en el autoclave ni intente reesterilizar de forma alguna. No reesterilice este dispositivo. No lo use si el envase está abierto o dañado. Los IMPLANTES FIA son dispositivos para un solo uso y no deben reutilizarse bajo ninguna circunstancia.


INFORMACION ADICIONAL


Las instrucciones recomendadas para el uso de este sistema se encuentran a disposición de quien las solicite. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros. Ante la necesidad de realizar un reclamo el profesional interviniente deberá completar el formulario de garantía Implantes FIA y remitir el producto en las condiciones que allí se mencionan. El formulario, términos y condiciones de la garantía se encuentran en nuestra página web www.implantesfia.com

Leer las instrucciones de Uso.



NOTA: Las instrucciones de uso son válidas para todos los modelos de implantes.


A. PAULA ZUCCHINI
Directora Técnica
M.N.: 12855


Ariel Portas
SOCIO GERENTE
IMPLANTES FIA S.R.L.