



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-2017-12261-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 1 de Diciembre de 2017

Referencia: 1-47-3110-2240-17-6

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2240-17-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones ROS MEDICAL S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca MEDACTA Internacional nombre descriptivo SISTEMA DE ARTROPLASTÍA DE COLUMNA E INSTRUMENTAL ASOCIADO y nombre técnico SISTEMAS ORTOPÉDICOS DE FIJACIÓN INTERNA, PARA COLUMNA VERTEBRAL, de acuerdo con lo solicitado por ROS MEDICAL S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2017-27696800-APN-DNPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-2186-4”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Sistema de Artroplastía de Columna e Instrumental Asociado

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-766 Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MEDACTA Internacional

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Indicada para pacientes con enfermedades degenerativas del Disco EDD a uno o dos niveles contiguos de L2 a S1 cuyo estado requiere la aplicación de la fusión intersomática cervical en pacientes esqueléticamente maduros.

Diseñados para ser usado con injertos óseos autógenos para facilitar la fusión.

Modelo/s: 03.28.401 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical “Plano” 12x14x4 L7º

03.28.402 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical “Plano” 12x14x5 L7º

03.28.403 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical “Plano” 12x14x6 L7º

03.28.404 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical “Plano” 12x14x7 L7º

- 03.28.405 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x14x8 L7°
- 03.28.406 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x14x9 L7°
- 03.28.407 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x4 L7°
- 03.28.408 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x5 L7°
- 03.28.409 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x6 L7°
- 03.28.410 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x7 L7°
- 03.28.411 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x8 L7°
- 03.28.412 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x9 L7°
- 03.28.413 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x4 L7°
- 03.28.414 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x5 L7°
- 03.28.415 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x6 L7°
- 03.28.416 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x7 L7°
- 03.28.417 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x8 L7°
- 03.28.418 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x9 L7°
- 03.28.419 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x4 L7°
- 03.28.420 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x5 L7°
- 03.28.421 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x6 L7°
- 03.28.422 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x7 L7°
- 03.28.423 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x8 L7°
- 03.28.424 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x9 L7°
- 03.28.425 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x4 L7°
- 03.28.426 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x5 L7°
- 03.28.427 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x6 L7°
- 03.28.428 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x7 L7°
- 03.28.429 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x8 L7°
- 03.28.430 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x9 L7°
- 03.28.501 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x4 L5°
- 03.28.502 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x5 L5°

- 03.28.503 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x6 L5°
- 03.28.504 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x7 L5°
- 03.28.505 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x8 L5°
- 03.28.506 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x9 L5°
- 03.28.507 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x4 L5°
- 03.28.508 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x5 L5°
- 03.28.509 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x6 L5°
- 03.28.510 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x7 L5°
- 03.28.511 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x8 L5°
- 03.28.512 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x9 L5°
- 03.28.513 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x4 L5°
- 03.28.514 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x5 L5°
- 03.28.515 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x6 L5°
- 03.28.516 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x7 L5°
- 03.28.517 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x8 L5°
- 03.28.518 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x9 L5°
- 03.28.519 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x4 L5°
- 03.28.520 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x5 L5°
- 03.28.521 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x6 L5°
- 03.28.522 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x7 L5°
- 03.28.523 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x8 L5°
- 03.28.524 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x9 L5°
- 03.28.525 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x4 L5°
- 03.28.526 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x5 L5°
- 03.28.527 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x6 L5°
- 03.28.528 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x7 L5°
- 03.28.529 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x8 L5°
- 03.28.530 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x9 L5°
- 03.28.601 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x14x4 L7°

- 03.28.602 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x14x5 L7°
- 03.28.603 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x14x6 L7°
- 03.28.604 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x14x7 L7°
- 03.28.605 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x14x8 L7°
- 03.28.606 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x14x9 L7°
- 03.28.607 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x14x4 L7°
- 03.28.608 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x14x5 L7°
- 03.28.609 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x14x6 L7°
- 03.28.610 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x14x7 L7°
- 03.28.611 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x14x8 L7°
- 03.28.612 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x14x9 L7°
- 03.28.613 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x16x4 L7°
- 03.28.614 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x16x5 L7°
- 03.28.615 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x16x6 L7°
- 03.28.616 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x16x7 L7°
- 03.28.617 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x16x8 L7°
- 03.28.618 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 12x16x9 L7°
- 03.28.619 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x16x4 L7°
- 03.28.620 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x16x5 L7°
- 03.28.621 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x16x6 L7°
- 03.28.622 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x16x7 L7°
- 03.28.623 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x16x8 L7°
- 03.28.624 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 14x16x9 L7°
- 03.28.625 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 15x18x4 L7°
- 03.28.626 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 15x18x5 L7°
- 03.28.627 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 15x18x6 L7°
- 03.28.628 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 15x18x7 L7°
- 03.28.629 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 15x18x8 L7°

- 03.28.630 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Plano" 15x18x9 L7°
- 03.28.701 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x14x4 L5°
- 03.28.702 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x14x5 L5°
- 03.28.703 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x14x6 L5°
- 03.28.704 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x14x7 L5°
- 03.28.705 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x14x8 L5°
- 03.28.706 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x14x9 L5°
- 03.28.707 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x14x4 L5°
- 03.28.708 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x14x5 L5°
- 03.28.709 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x14x6 L5°
- 03.28.710 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x14x7 L5°
- 03.28.711 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x14x8 L5°
- 03.28.712 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x14x9 L5°
- 03.28.713 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x16x4 L5°
- 03.28.714 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x16x5 L5°
- 03.28.715 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x16x6 L5°
- 03.28.716 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x16x7 L5°
- 03.28.717 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x16x8 L5°
- 03.28.718 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 12x16x9 L5°
- 03.28.719 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x16x4 L5°
- 03.28.720 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x16x5 L5°
- 03.28.721 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x16x6 L5°
- 03.28.722 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x16x7 L5°
- 03.28.723 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x16x8 L5°
- 03.28.724 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 14x16x9 L5°
- 03.28.725 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 15x18x4 L5°
- 03.28.726 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 15x18x5 L5°
- 03.28.727 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 15x18x6 L5°
- 03.28.728 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 15x18x7 L5°

- 03.28.729 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 15x18x8 L5°
- 03.28.730 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TiPEEK "Convexo" 15x18x9 L5°
- 03.20.001 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x7 L0°
- 03.20.002 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x9 L0°
- 03.20.003 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x11 L0°
- 03.20.004 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x13 L0°
- 03.20.005 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x15 L0°
- 03.20.006 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x9 L5°
- 03.20.007 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x11 L5°
- 03.20.008 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x13 L5°
- 03.20.009 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x15 L5°
- 03.20.010 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x13 L10°
- 03.20.011 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x15 L10°
- 03.20.012 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x7 L0°
- 03.20.013 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x9 L0°
- 03.20.014 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x11 L0°
- 03.20.015 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x13 L0°
- 03.20.016 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x15 L0°
- 03.20.017 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x9 L5°
- 03.20.018 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x11 L5°
- 03.20.019 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x13 L5°
- 03.20.020 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x15 L5°
- 03.20.021 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x13 L10°
- 03.20.022 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x15 L10°
- 03.20.023 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x7 L0°
- 03.20.024 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x9 L0°
- 03.20.025 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x11 L0°
- 03.20.026 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x13 L0°

- 03.20.027 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x15 L0°
- 03.20.028 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x9 L5°
- 03.20.029 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x11 L5°
- 03.20.030 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x13 L5°
- 03.20.031 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x15 L5°
- 03.20.032 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x13 L10°
- 03.20.033 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x15 L10°
- 03.21.001 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x7 L0°
- 03.21.002 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x9 L0°
- 03.21.003 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x11 L0°
- 03.21.004 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x13 L0°
- 03.21.005 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x15 L0°
- 03.21.006 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x7 L5°
- 03.21.007 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x9 L5°
- 03.21.008 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x11 L5°
- 03.21.009 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x13 L5°
- 03.21.010 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x15 L5°
- 03.21.011 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x9 L10°
- 03.21.012 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x11 L10°
- 03.21.013 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x13 L10°
- 03.21.014 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x15 L10°
- 03.21.015 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x7 L0°
- 03.21.016 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x9 L0°
- 03.21.017 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x11 L0°
- 03.21.018 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x13 L0°
- 03.21.019 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x15 L0°
- 03.21.020 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x7 L5°
- 03.21.021 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x9 L5°
- 03.21.022 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x11 L5°

- 03.21.023 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x13 L5°
- 03.21.024 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x15 L5°
- 03.21.025 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x9 L10°
- 03.21.026 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x11 L10°
- 03.21.027 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x13 L10°
- 03.21.028 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x15 L10°
- 03.20.034 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x7 L0°
- 03.20.035 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x8 L0°
- 03.20.036 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x9 L0°
- 03.20.037 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x10 L0°
- 03.20.038 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x11 L0°
- 03.20.039 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x12 L0°
- 03.20.040 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x13 L0°
- 03.20.041 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x14 L0°
- 03.20.042 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x15 L0°
- 03.20.044 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x9 L5°
- 03.20.045 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x10 L5°
- 03.20.046 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x11 L5°
- 03.20.047 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x12 L5°
- 03.20.048 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x13 L5°
- 03.20.049 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x14 L5°
- 03.20.050 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x15 L5°
- 03.20.051 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x11 L10°
- 03.20.052 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x12 L10°
- 03.20.053 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x13 L10°
- 03.20.054 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x14 L10°
- 03.20.055 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x15 L10°
- 03.20.056 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x7 L0°

- 03.20.057 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x8 L0°
- 03.20.058 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x9 L0°
- 03.20.059 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x10 L0°
- 03.20.060 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x11 L0°
- 03.20.061 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x12 L0°
- 03.20.062 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x13 L0°
- 03.20.063 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x14 L0°
- 03.20.064 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x15 L0°
- 03.20.066 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x9 L5°
- 03.20.067 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x10 L5°
- 03.20.068 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x11 L5°
- 03.20.069 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x12 L5°
- 03.20.070 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x13 L5°
- 03.20.071 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x14 L5°
- 03.20.072 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x15 L5°
- 03.20.073 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x11 L10°
- 03.20.074 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x12 L10°
- 03.20.075 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x13 L10°
- 03.20.076 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x14 L10°
- 03.20.077 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x15 L10°
- 03.20.078 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x8 L0°
- 03.20.079 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x10 L0°
- 03.20.080 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x12 L0°
- 03.20.081 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x14 L0°
- 03.20.082 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x10 L5°
- 03.20.083 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x12 L5°
- 03.20.084 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x14 L5°
- 03.20.085 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x12 L10°
- 03.20.086 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x14 L10°

- 03.20.087 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x7 L0°
- 03.20.088 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x8 L0°
- 03.20.089 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x9 L0°
- 03.20.090 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x10 L0°
- 03.20.091 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x11 L0°
- 03.20.092 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x12 L0°
- 03.20.093 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x13 L0°
- 03.20.094 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x14 L0°
- 03.20.095 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x15 L0°
- 03.20.096 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x9 L5°
- 03.20.097 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x10 L5°
- 03.20.098 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x11 L5°
- 03.20.099 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x12 L5°
- 03.20.100 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x13 L5°
- 03.20.101 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x14 L5°
- 03.20.102 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x15 L5°
- 03.20.103 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x12 L10°
- 03.20.104 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x13 L10°
- 03.20.105 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x14 L10°
- 03.20.106 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x15 L10°
- 03.20.107 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x8 L0°
- 03.20.108 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x10 L0°
- 03.20.109 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x12 L0°
- 03.20.110 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x14 L0°
- 03.20.111 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x10 L5°
- 03.20.112 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x12 L5°
- 03.20.113 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x14 L5°
- 03.20.114 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x12 L10°

- 03.20.115 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x14 L10°
- 03.20.116 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x8 L0°
- 03.20.117 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x10 L0°
- 03.20.118 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x12 L0°
- 03.20.119 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x14 L0°
- 03.20.120 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x10 L5°
- 03.20.121 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x12 L5°
- 03.20.122 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x14 L5°
- 03.20.123 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x12 L10°
- 03.20.124 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x14 L10°
- 03.21.029 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x8 L0°
- 03.21.030 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x10 L0°
- 03.21.031 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x12 L0°
- 03.21.032 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x14 L0°
- 03.21.033 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x8 L5°
- 03.21.034 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x10 L5°
- 03.21.035 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x12 L5°
- 03.21.036 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x14 L5°
- 03.21.037 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x10 L10°
- 03.21.038 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x12 L10°
- 03.21.039 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x14 L10°
- 03.21.040 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x8 L0°
- 03.21.041 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x10 L0°
- 03.21.042 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x12 L0°
- 03.21.043 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x14 L0°
- 03.21.044 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x8 L5°
- 03.21.045 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x10 L5°
- 03.21.046 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x12 L5°
- 03.21.047 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x14 L5°

- 03.21.048 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x10 L10°
- 03.21.049 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x12 L10°
- 03.21.050 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x14 L10°
- 03.23.051 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x8 L5°
- 03.23.052 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x9 L5°
- 03.23.056 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x10 L5°
- 03.23.053 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x11 L5°
- 03.23.057 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x12 L5°
- 03.23.054 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x13 L5°
- 03.23.058 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x14 L5°
- 03.23.055 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x15 L5°
- 03.23.061 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x8 L5°
- 03.23.062 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x9 L5°
- 03.23.066 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x10 L5°
- 03.23.063 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x11 L5°
- 03.23.067 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x12 L5°
- 03.23.064 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x13 L5°
- 03.23.068 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x14 L5°
- 03.23.065 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x15 L5°
- 03.23.071 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x8 L5°
- 03.23.072 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x9 L5°
- 03.23.076 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x10 L5°
- 03.23.073 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x11 L5°
- 03.23.077 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x12 L5°
- 03.23.074 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x13 L5°
- 03.23.078 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x14 L5°
- 03.23.075 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x15 L5°
- 03.23.081 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x8 L5°

- 03.23.082 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x9 L5°
- 03.23.086 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x10 L5°
- 03.23.083 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x11 L5°
- 03.23.087 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x12 L5°
- 03.23.084 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x13 L5°
- 03.23.088 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x14 L5°
- 03.23.085 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x15 L5°
- 03.23.151 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x30x8 L5°
- 03.23.152 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x30x9 L5°
- 03.23.156 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x30x10 L5°
- 03.23.153 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x30x11 L5°
- 03.23.157 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x30x12 L5°
- 03.23.154 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x30x13 L5°
- 03.23.158 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x30x14 L5°
- 03.23.155 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x30x15 L5°
- 03.23.161 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x30x8 L5°
- 03.23.162 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x30x9 L5°
- 03.23.166 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x30x10 L5°
- 03.23.163 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x30x11 L5°
- 03.23.167 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x30x12 L5°
- 03.23.164 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x30x13 L5°
- 03.23.168 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x30x14 L5°
- 03.23.165 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x30x15 L5°
- 03.23.171 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x34x8 L5°
- 03.23.172 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x34x9 L5°
- 03.23.176 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x34x10 L5°
- 03.23.173 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x34x11 L5°
- 03.23.177 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x34x12 L5°
- 03.23.174 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x34x13 L5°

- 03.23.178 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x34x14 L5°
- 03.23.175 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 12x34x15 L5°
- 03.23.181 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x34x8 L5°
- 03.23.182 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x34x9 L5°
- 03.23.186 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x34x10 L5°
- 03.23.183 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x34x11 L5°
- 03.23.187 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x34x12 L5°
- 03.23.184 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x34x13 L5°
- 03.23.188 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x34x14 L5°
- 03.23.185 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TiPEEK 14x34x15 L5°
- 03.26.001 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x7 L0°
- 03.26.002 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x9 L0°
- 03.26.003 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x11 L0°
- 03.26.004 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x13 L0°
- 03.26.005 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x15 L0°
- 03.26.006 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x9 L5°
- 03.26.007 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x11 L5°
- 03.26.008 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x13 L5°
- 03.26.009 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x15 L5°
- 03.26.010 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x13 L10°
- 03.26.011 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x15 L10°
- 03.26.012 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x7 L0°
- 03.26.013 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x9 L0°
- 03.26.014 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x11 L0°
- 03.26.015 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x13 L0°
- 03.26.016 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x15 L0°
- 03.26.017 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x9 L5°
- 03.26.018 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x11 L5°

- 03.26.019 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x13 L5°
- 03.26.020 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x15 L5°
- 03.26.021 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x13 L10°
- 03.26.022 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x15 L10°
- 03.26.023 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x7 L0°
- 03.26.024 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x9 L0°
- 03.26.025 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x11 L0°
- 03.26.026 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x13 L0°
- 03.26.027 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x15 L0°
- 03.26.028 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x9 L5°
- 03.26.029 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x11 L5°
- 03.26.030 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x13 L5°
- 03.26.031 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x15 L5°
- 03.26.032 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x13 L10°
- 03.26.033 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x15 L10°
- 03.27.001 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x7 L0°
- 03.27.002 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x9 L0°
- 03.27.003 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x11 L0°
- 03.27.004 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x13 L0°
- 03.27.005 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x15 L0°
- 03.27.006 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x7 L5°
- 03.27.007 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x9 L5°
- 03.27.008 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x11 L5°
- 03.27.009 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x13 L5°
- 03.27.010 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x15 L5°
- 03.27.011 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x9 L10°
- 03.27.012 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x11 L10°
- 03.27.013 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x13 L10°
- 03.27.014 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x15 L10°

- 03.27.015 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x7 L0°
- 03.27.016 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x9 L0°
- 03.27.017 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x11 L0°
- 03.27.018 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x13 L0°
- 03.27.019 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x15 L0°
- 03.27.020 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x7 L5°
- 03.27.021 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x9 L5°
- 03.27.022 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x11 L5°
- 03.21.023 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x13 L5°
- 03.27.024 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x15 L5°
- 03.27.025 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x9 L10°
- 03.27.026 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x11 L10°
- 03.27.027 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x13 L10°
- 03.27.028 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x15 L10°
- 03.26.034 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x7 L0°
- 03.26.035 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x8 L0°
- 03.26.036 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x9 L0°
- 03.26.037 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x10 L0°
- 03.26.038 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x11 L0°
- 03.26.039 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x12 L0°
- 03.26.040 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x13 L0°
- 03.26.041 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x14 L0°
- 03.26.042 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x15 L0°
- 03.26.044 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x9 L5°
- 03.26.045 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x10 L5°
- 03.26.046 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x11 L5°
- 03.26.047 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x12 L5°
- 03.26.048 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x13 L5°

- 03.26.049 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x10 L5°
- 03.26.050 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x11 L5°
- 03.26.051 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x11 L10°
- 03.26.052 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x12 L10°
- 03.26.054 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x14 L10°
- 03.26.055 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x15 L10°
- 03.26.056 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x7 L0°
- 03.26.057 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x8 L0°
- 03.26.058 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x9 L0°
- 03.26.059 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x10 L0°
- 03.26.060 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x11 L0°
- 03.26.061 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x12 L0°
- 03.26.062 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x13 L0°
- 03.26.063 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x14 L0°
- 03.26.064 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x15 L0°
- 03.26.066 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x9 L5°
- 03.26.067 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x10 L5°
- 03.26.068 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x11 L5°
- 03.26.069 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x12 L5°
- 03.26.070 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x13 L5°
- 03.26.071 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x14 L5°
- 03.26.072 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x15 L5°
- 03.26.073 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x11 L10°
- 03.26.074 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x12 L10°
- 03.26.075 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x13 L10°
- 03.26.076 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x14 L10°
- 03.26.077 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x15 L10°
- 03.26.078 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x8 L0°
- 03.26.079 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x10 L0°

- 03.26.080 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x12 L0°
- 03.26.081 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x14 L0°
- 03.26.082 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x10 L5°
- 03.26.083 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x12 L5°
- 03.26.084 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x14 L5°
- 03.26.085 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x12 L10°
- 03.26.086 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x14 L10°
- 03.26.087 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x7 L0°
- 03.26.088 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x8 L0°
- 03.26.089 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x9 L0°
- 03.26.090 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x10 L0°
- 03.26.091 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x11 L0°
- 03.26.092 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x12 L0°
- 03.26.093 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x13 L0°
- 03.26.094 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x14 L0°
- 03.26.095 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x15 L0°
- 03.26.096 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x9 L5°
- 03.26.097 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x10 L5°
- 03.26.098 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x11 L5°
- 03.26.099 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x12 L5°
- 03.26.100 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x13 L5°
- 03.26.101 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x14 L5°
- 03.26.102 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x15 L5°
- 03.26.103 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x12 L10°
- 03.26.104 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x13 L10°
- 03.26.105 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x14 L10°
- 03.26.106 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x15 L10°
- 03.26.107 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x8 L0°

- 03.26.108 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x10 L0°
- 03.26.109 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x12 L0°
- 03.26.110 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x35x14 L0°
- 03.26.111 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x10 L5°
- 03.26.112 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x12 L5°
- 03.26.113 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x14 L5°
- 03.26.114 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x35x12 L10°
- 03.26.115 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x14 L10°
- 03.26.116 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x8 L0°
- 03.26.117 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x10 L0°
- 03.26.118 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x12 L0°
- 03.26.119 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x14 L0°
- 03.26.120 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x10 L5°
- 03.26.121 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x12 L5°
- 03.26.122 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x14 L5°
- 03.26.123 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x12 L10°
- 03.26.124 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x14 L10°
- 03.27.029 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x8 L0°
- 03.27.030 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x10 L0°
- 03.27.031 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x12 L0°
- 03.27.032 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x14 L0°
- 03.27.033 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x8 L5°
- 03.27.034 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x10 L5°
- 03.27.035 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x12 L5°
- 03.27.036 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x14 L5°
- 03.27.037 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x10 L10°
- 03.27.038 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x12 L10°
- 03.27.039 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x14 L10°
- 03.27.040 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x8 L0°

- 03.27.041 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x10 L0°
- 03.27.042 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x12 L0°
- 03.27.043 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x14 L0°
- 03.27.044 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x8 L5°
- 03.27.045 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x10 L5°
- 03.27.046 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x12 L5°
- 03.27.047 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x14 L5°
- 03.27.048 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x10 L10°
- 03.27.049 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x12 L10°
- 03.27.050 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x14 L10°
- 03.30.001 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 5°
- 03.30.002 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 5°
- 03.30.003 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 5°
- 03.30.004 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 5°
- 03.30.005 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 5°
- 03.30.006 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 10°
- 03.30.007 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 10°
- 03.30.008 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 10°
- 03.30.009 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 10°
- 03.30.010 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 10°
- 03.30.011 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 15°
- 03.30.012 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 15°
- 03.30.013 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 15°
- 03.30.014 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 15°
- 03.30.015 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 15°
- 03.30.016 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 5°
- 03.30.017 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 5°
- 03.30.018 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 5°

- 03.30.019 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 5°
- 03.30.020 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x8 Lordosis 5°
- 03.30.021 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 10°
- 03.30.022 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 10°
- 03.30.023 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 10°
- 03.30.024 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x16 Lordosis 10°
- 03.30.025 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x18 Lordosis 10°
- 03.30.026 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 15°
- 03.30.027 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 15°
- 03.30.028 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 15°
- 03.30.029 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x16 Lordosis 15°
- 03.30.030 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x18 Lordosis 15°
- 03.30.101 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x25
- 03.30.102 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x30
- 03.30.103 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x35
- 03.30.107 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x40
- 03.30.104 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x25
- 03.30.105 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x30
- 03.30.106 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x35
- 03.30.108 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x40
- 03.30.121 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x25 (Doble Paquete)
- 03.30.122 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x30 (Doble Paquete)
- 03.30.123 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x35 (Doble Paquete)
- 03.30.127 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x40 (Doble Paquete)
- 03.30.124 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x25 (Doble Paquete)
- 03.30.125 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x30 (Doble Paquete)
- 03.30.126 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x35 (Doble Paquete)
- 03.30.128 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x40 (Doble Paquete)
- 03.30.201 Placa de Nivelación Autónoma Anterior MectaLIF A. 12 mm

- 03.30.202 Placa de Nivelación Autónoma Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.203 Placa de Nivelación Autónoma Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.204 Placa de Nivelación Autónoma Anterior MectaLIF A. 18 mm
- 03.30.211 Placa Larga Autónoma Anterior MectaLIF A. 10 mm
- 03.30.212 Placa Larga Autónoma Anterior MectaLIF A. 12 mm
- 03.30.213 Placa Larga Autónoma Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.214 Placa Larga Autónoma Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.215 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 18 mm
- 03.30.221 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 10 mm
- 03.30.222 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 12 mm
- 03.30.223 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.224 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.225 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 18 mm
- 03.30.241 Placa Lateral Autónoma Anterior MectaLIF A. 10 mm
- 03.30.242 Placa Lateral Autónoma Anterior MectaLIF A. 12 mm
- 03.30.243 Placa Lateral Autónoma Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.244 Placa Lateral Autónoma Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.245 Placa Lateral Autónoma Anterior MectaLIF A. 18 mm
- 03.31.001 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 5°
- 03.31.002 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 5°
- 03.31.003 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 5°
- 03.31.004 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 5°
- 03.31.005 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 5°
- 03.31.006 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 10°
- 03.31.007 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 10°
- 03.31.008 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 10°
- 03.31.009 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 10°
- 03.31.010 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 10°

- 03.31.011 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 15°
- 03.31.012 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 15°
- 03.31.013 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 15°
- 03.31.014 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 15°
- 03.31.015 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 15°
- 03.31.016 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 5°
- 03.31.017 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 5°
- 03.31.018 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 5°
- 03.31.019 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x16 Lordosis 5°
- 03.31.020 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x18 Lordosis 5°
- 03.31.021 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 10°
- 03.31.022 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 10°
- 03.31.023 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 10°
- 03.31.024 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x16 Lordosis 10°
- 03.31.025 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x18 Lordosis 10°
- 03.31.026 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 15°
- 03.31.027 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 15°
- 03.31.028 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 15°
- 03.31.029 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x16 Lordosis 15°
- 03.31.030 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x18 Lordosis 15°
- 03.30.111 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x25
- 03.30.112 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x30
- 03.30.113 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x35
- 03.30.114 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x40
- 03.30.115 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x25
- 03.30.116 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x30
- 03.30.117 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x35
- 03.30.118 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x40
- 03.30.131 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x25 (Doble Paquete)

- 03.30.132 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x30 (Doble Paquete)
- 03.30.133 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x35 (Doble Paquete)
- 03.30.134 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x40 (Doble Paquete)
- 03.30.135 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x25 (Doble Paquete)
- 03.30.136 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x30 (Doble Paquete)
- 03.30.137 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x35 (Doble Paquete)
- 03.30.138 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x40 (Doble Paquete)
- 03.30.232 Placa Híbrida Autónoma Anterior MectaLIF A. 12 mm
- 03.30.233 Placa Híbrida Autónoma Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.234 Placa Híbrida Autónoma Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.235 Placa Híbrida Autónoma Anterior MectaLIF A. 18 mm
- 03.30.251 Placa Simple Anterior MectaLIF A. 10 mm
- 03.30.252 Placa Simple Anterior MectaLIF A. 12 mm
- 03.30.253 Placa Simple Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.254 Placa Simple Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.255 Placa Simple Anterior MectaLIF A. 18 mm

INSTRUMENTAL ASOCIADO

- 03.29.10.0001 Introdutor Mecta-C
- 03.29.10.0002 Compactador de Injertos Óseos
- 03.29.10.0003 Bloque de Rellenado Óseo Mecta-C
- 03.29.10.0004 Fórceps Mecta-C
- 03.29.10.0006 Raspador Mecta-C
- 03.29.10.0007 Cajitas de Prueba Cervicales – Primarias
- 03.29.10.0401 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x4 L7°
- 03.29.10.0402 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x5 L7°
- 03.29.10.0403 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x6 L7°
- 03.29.10.0404 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x7 L7°
- 03.29.10.0405 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x8 L7°

- 03.29.10.0406 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x9 L7°
- 03.29.10.0407 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x4 L7°
- 03.29.10.0408 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x5 L7°
- 03.29.10.0409 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x6 L7°
- 03.29.10.0410 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x7 L7°
- 03.29.10.0411 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x8 L7°
- 03.29.10.0412 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x9 L7°
- 03.29.10.0413 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x4 L7°
- 03.29.10.0414 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x5 L7°
- 03.29.10.0415 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x6 L7°
- 03.29.10.0416 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x7 L7°
- 03.29.10.0417 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x8 L7°
- 03.29.10.0418 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x9 L7°
- 03.29.10.0501 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x4 L5°
- 03.29.10.0502 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x5 L5°
- 03.29.10.0503 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x6 L5°
- 03.29.10.0504 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x7 L5°
- 03.29.10.0505 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x8 L5°
- 03.29.10.0506 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x9 L5°
- 03.29.10.0507 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x4 L5°
- 03.29.10.0508 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x5 L5°
- 03.29.10.0509 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x6 L5°
- 03.29.10.0510 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x7 L5°
- 03.29.10.0511 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x8 L5°
- 03.29.10.0512 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x9 L5°
- 03.29.10.0513 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x4 L5°
- 03.29.10.0514 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x5 L5°
- 03.29.10.0515 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x6 L5°
- 03.29.10.0516 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x7 L5°

- 03.29.10.0517 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x8 L5°
- 03.29.10.0518 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x9 L5°
- 03.29.10.0300 Bandeja de Instrumental Mecta-C
- 03.29.10.0419 Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x4 L7°
- 03.29.10.0420 Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x5 L7°
- 03.29.10.0421 Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x6 L7°
- 03.29.10.0422 Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x7 L7°
- 03.29.10.0423 Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x8 L7°
- 03.29.10.0424 Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x9 L7°
- 03.29.10.0425 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x4 L7°
- 03.29.10.0426 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x5 L7°
- 03.29.10.0427 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x6 L7°
- 03.29.10.0428 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x7 L7°
- 03.29.10.0429 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x8 L7°
- 03.29.10.0430 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x9 L7°
- 03.29.10.0431 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x4 L7°
- 03.29.10.0432 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x5 L7°
- 03.29.10.0433 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x6 L7°
- 03.29.10.0434 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x7 L7°
- 03.29.10.0435 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x8 L7°
- 03.29.10.0436 Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x9 L7°
- 03.29.10.0519 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x4 L5°
- 03.29.10.0520 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x5 L5°
- 03.29.10.0521 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x6 L5°
- 03.29.10.0522 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x7 L5°
- 03.29.10.0523 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x8 L5°
- 03.29.10.0524 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x9 L5°
- 03.29.10.0525 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x4 L5°

- 03.29.10.0526 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x5 L5°
- 03.29.10.0527 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x6 L5°
- 03.29.10.0528 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x7 L5°
- 03.29.10.0529 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x8 L5°
- 03.29.10.0530 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x9 L5°
- 03.29.10.0008 Pruebas Cervicales Caddy
- 03.29.10.0009 Insertador Cervical de Eje Interno
- 03.29.10.0010 Insertador Cervical de Eje Externo
- 03.29.10.0101 Eje Interno Simple – Insertador Cervical Pequeño
- 03.29.10.0102 Eje Interno de Rescate – Insertador Cervical Pequeño
- 03.29.10.0103 Insertador Cervical Pequeño
- 03.29.10.0104 Tubo de tope mecánico Mecta-C
- 03.29.10.0601 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x4 L7°
- 03.29.10.0602 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x5 L7°
- 03.29.10.0603 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x6 L7°
- 03.29.10.0604 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x7 L7°
- 03.29.10.0605 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x8 L7°
- 03.29.10.0606 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x9 L7°
- 03.29.10.0607 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x4 L7°
- 03.29.10.0608 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x5 L7°
- 03.29.10.0609 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x6 L7°
- 03.29.10.0610 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x7 L7°
- 03.29.10.0611 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x8 L7°
- 03.29.10.0612 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x9 L7°
- 03.29.10.0613 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x4 L7°
- 03.29.10.0614 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x5 L7°
- 03.29.10.0615 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x6 L7°
- 03.29.10.0616 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x7 L7°
- 03.29.10.0617 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x8 L7°

- 03.29.10.0618 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x9 L7°
- 03.29.10.0619 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x4 L7°
- 03.29.10.0620 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x5 L7°
- 03.29.10.0621 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x6 L7°
- 03.29.10.0622 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x7 L7°
- 03.29.10.0623 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x8 L7°
- 03.29.10.0624 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x9 L7°
- 03.29.10.0625 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x4 L7°
- 03.29.10.0626 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x5 L7°
- 03.29.10.0627 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x6 L7°
- 03.29.10.0628 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x7 L7°
- 03.29.10.0629 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x8 L7°
- 03.29.10.0630 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x9 L7°
- 03.29.10.0701 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x4 L7°
- 03.29.10.0702 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x5 L7°
- 03.29.10.0703 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x6 L7°
- 03.29.10.0704 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x7 L7°
- 03.29.10.0705 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x8 L7°
- 03.29.10.0706 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x9 L7°
- 03.29.10.0707 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x4 L7°
- 03.29.10.0708 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x5 L7°
- 03.29.10.0709 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x6 L7°
- 03.29.10.0710 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x7 L7°
- 03.29.10.0711 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x8 L7°
- 03.29.10.0712 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x9 L7°
- 03.29.10.0713 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x4 L7°
- 03.29.10.0714 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x5 L7°
- 03.29.10.0715 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x6 L7°

- 03.29.10.0716 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x7 L7°
- 03.29.10.0717 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x8 L7°
- 03.29.10.0718 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x9 L7°
- 03.29.10.0719 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x4 L7°
- 03.29.10.0720 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x5 L7°
- 03.29.10.0721 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x6 L7°
- 03.29.10.0722 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x7 L7°
- 03.29.10.0723 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x8 L7°
- 03.29.10.0724 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x9 L7°
- 03.29.10.0725 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x4 L7°
- 03.29.10.0726 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x5 L7°
- 03.29.10.0727 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x6 L7°
- 03.29.10.0728 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x7 L7°
- 03.29.10.0729 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x8 L7°
- 03.29.10.0730 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x9 L7°
- 03.22.10.0001 Prueba MectaLIF Posterior, 7mm, 5°
- 03.22.10.0002 Prueba MectaLIF Posterior, 9mm, 5°
- 03.22.10.0003 Prueba MectaLIF Posterior, 11mm, 5°
- 03.22.10.0004 Prueba MectaLIF Posterior, 13mm, 5°
- 03.22.10.0005 Prueba MectaLIF Posterior, 15mm, 5°
- 03.22.10.0006 Prueba MectaLIF Oblicuo, 7mm, 0°
- 03.22.10.0007 Prueba MectaLIF Oblicuo, 9mm, 5°
- 03.22.10.0008 Prueba MectaLIF Oblicuo, 11mm, 5°
- 03.22.10.0009 Prueba MectaLIF Oblicuo, 13mm, 5°
- 03.22.10.0010 Prueba MectaLIF Oblicuo, 15mm, 5°
- 03.22.10.0011 Insertador MectaLIF Posterior
- 03.22.10.0012 Insertador MectaLIF Oblicuo
- 03.22.10.0013 Bloque de Rellenado Óseo
- 03.22.10.0014 Martillo Ranurado

03.22.10.0017 Impactador de Implante MectaLIF Posterior
03.22.10.0018 Impactador de Implante MectaLIF Oblicuo
03.22.10.0019 Impactador de Injerto Óseo Recto
03.22.10.0020 Impactador de Injerto Óseo Curvo
03.22.10.0021 Impactador de Injerto Óseo Angulado
03.22.10.0022 Impactador de Injerto Óseo Plano
03.22.10.0300 Bandeja de Instrumental Sistema Cajetín Posterior
03.22.10.0029 Bandeja de Implante – 5 niveles
03.22.10.0030 Prueba MectaLIF Posterior, 7mm, 0°
03.22.10.0031 Prueba MectaLIF Posterior, 9mm, 0°
03.22.10.0032 Prueba MectaLIF Posterior, 11mm, 0°
03.22.10.0033 Prueba MectaLIF Posterior, 13mm, 0°
03.22.10.0034 Prueba MectaLIF Posterior, 15mm, 0°
03.22.10.0036 Prueba MectaLIF Posterior, 9mm, 10°
03.22.10.0037 Prueba MectaLIF Posterior, 11mm, 10°
03.22.10.0038 Prueba MectaLIF Posterior, 13mm, 10°
03.22.10.0039 Prueba MectaLIF Posterior, 15mm, 10°
03.22.10.0041 Prueba MectaLIF Oblicuo, 9mm, 0°
03.22.10.0042 Prueba MectaLIF Oblicuo, 11mm, 0°
03.22.10.0043 Prueba MectaLIF Oblicuo, 13mm, 0°
03.22.10.0044 Prueba MectaLIF Oblicuo, 15mm, 0°
03.22.10.0048 Prueba MectaLIF Oblicuo, 13mm, 10°
03.22.10.0049 Prueba MectaLIF Oblicuo, 15mm, 10°
03.22.10.0050 Extractor de Implante
03.22.10.0051 Cajitas de Prueba – Apéndice
03.22.10.0054 Cajitas de Prueba – Primarias
03.22.10.0100 Martillo de Golpeo
03.22.10.0055 Varilla Interior Oblicua/Posterior

03.22.10.0056 Mango Posterior MectaLIF
03.22.10.0057 Mango Oblicuo MectaLIF
03.22.10.0150 Prueba MectaLIF Posterior, 22x7mm 0° BN
03.22.10.0151 Prueba MectaLIF Posterior, 22x8mm 0° BN
03.22.10.0152 Prueba MectaLIF Posterior, 22x9mm, 0° BN
03.22.10.0153 Prueba MectaLIF Posterior, 22x10mm, 0° BN
03.22.10.0154 Prueba MectaLIF Posterior, 22x11mm, 0° BN
03.22.10.0155 Prueba MectaLIF Posterior, 22x12mm, 0° BN
03.22.10.0156 Prueba MectaLIF Posterior, 22x13mm, 0° BN
03.22.10.0157 Prueba MectaLIF Posterior, 22x14mm, 0° BN
03.22.10.0158 Prueba MectaLIF Posterior, 22x15mm, 0° BN
03.22.10.0159 Prueba MectaLIF Posterior, 22x7mm 5° BN
03.22.10.0160 Prueba MectaLIF Posterior, 22x8mm 5° BN
03.22.10.0161 Prueba MectaLIF Posterior, 22x9mm 5° BN
03.22.10.0162 Prueba MectaLIF Posterior, 22x10mm 5° BN
03.22.10.0163 Prueba MectaLIF Posterior, 22x11mm 5° BN
03.22.10.0164 Prueba MectaLIF Posterior, 22x12mm 5° BN
03.22.10.0165 Prueba MectaLIF Posterior, 22x13mm 5° BN
03.22.10.0166 Prueba MectaLIF Posterior, 22x14mm 5° BN
03.22.10.0167 Prueba MectaLIF Posterior, 22x15mm 5° BN
03.22.10.0168 Prueba MectaLIF Posterior, 22x9mm, 10° BN
03.22.10.0169 Prueba MectaLIF Posterior, 22x10mm, 10° BN
03.22.10.0170 Prueba MectaLIF Posterior, 22x11mm, 10° BN
03.22.10.0171 Prueba MectaLIF Posterior, 22x12mm, 10° BN
03.22.10.0172 Prueba MectaLIF Posterior, 22x13mm, 10° BN
03.22.10.0173 Prueba MectaLIF Posterior, 22x14mm, 10° BN
03.22.10.0174 Prueba MectaLIF Posterior, 22x15mm, 10° BN
03.22.10.0175 Prueba MectaLIF Posterior, 25x7mm 0° BN
03.22.10.0176 Prueba MectaLIF Posterior, 25x8mm 0° BN

03.22.10.0177 Prueba MectaLIF Posterior, 25x9mm, 0° BN
03.22.10.0178 Prueba MectaLIF Posterior, 25x10mm, 0° BN
03.22.10.0179 Prueba MectaLIF Posterior, 25x11mm, 0° BN
03.22.10.0180 Prueba MectaLIF Posterior, 25x12mm, 0° BN
03.22.10.0181 Prueba MectaLIF Posterior, 25x13mm, 0° BN
03.22.10.0182 Prueba MectaLIF Posterior, 25x14mm, 0° BN
03.22.10.0183 Prueba MectaLIF Posterior, 25x15mm, 0° BN
03.22.10.0184 Prueba MectaLIF Posterior, 25x7mm 5° BN
03.22.10.0185 Prueba MectaLIF Posterior, 25x8mm 5° EN
03.22.10.0186 Prueba MectaLIF Posterior, 25x9mm 5° BN
03.22.10.0187 Prueba MectaLIF Posterior, 25x10mm 5° BN
03.22.10.0188 Prueba MectaLIF Posterior, 25x11mm 5° BN
03.22.10.0189 Prueba MectaLIF Posterior, 25x12mm 5° BN
03.22.10.0190 Prueba MectaLIF Posterior, 25x13mm 5° BN
03.22.10.0191 Prueba MectaLIF Posterior, 25x14mm 5° BN
03.22.10.0192 Prueba MectaLIF Posterior, 25x15mm 5° BN
03.22.10.0193 Prueba MectaLIF Posterior, 25x9mm, 10° BN
03.22.10.0194 Prueba MectaLIF Posterior, 25x10mm, 10° BN
03.22.10.0195 Prueba MectaLIF Posterior, 25x11mm, 10° BN
03.22.10.0196 Prueba MectaLIF Posterior, 25x12mm, 10° BN
03.22.10.0197 Prueba MectaLIF Posterior, 25x13mm, 10° BN
03.22.10.0198 Prueba MectaLIF Posterior, 25x14mm, 10° BN
03.22.10.0199 Prueba MectaLIF Posterior, 25x15mm, 10°
03.22.10.0200 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x7mm 0° BN
03.22.10.0201 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x8mm 0° BN
03.22.10.0202 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x9mm, 0° BN
03.22.10.0203 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x10mm, 0° BN
03.22.10.0204 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x11mm, 0° BN

03.22.10.0205 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x12mm, 0° BN
03.22.10.0206 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x13mm, 0° BN
03.22.10.0207 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x14mm, 0° BN
03.22.10.0208 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x15mm, 0° BN
03.22.10.0209 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x9mm 5° BN
03.22.10.0210 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x10mm 5° BN
03.22.10.0211 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x11mm 5° BN
03.22.10.0212 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x12mm 5° BN
03.22.10.0213 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x13mm 5° BN
03.22.10.0214 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x14mm 5° BN
03.22.10.0215 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x15mm 5° BN
03.22.10.0216 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x11mm, 10° BN
03.22.10.0217 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x12mm, 10° BN
03.22.10.0218 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x13mm, 10° BN
03.22.10.0219 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x14mm, 10° BN
03.22.10.0220 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x15mm, 10° BN
03.22.10.0221 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x7mm 0° BN
03.22.10.0222 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x8mm 0° BN
03.22.10.0223 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x9mm, 0° BN
03.22.10.0224 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x10mm, 0° BN
03.22.10.0225 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x11mm, 0° BN
03.22.10.0226 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x12mm, 0° BN
03.22.10.0227 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x13mm, 0° BN
03.22.10.0228 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x14mm, 0° BN
03.22.10.0229 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x15mm, 0° BN
03.22.10.0230 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x9mm 5° BN
03.22.10.0231 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x10mm 5° BN
03.22.10.0232 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x11mm 5° BN
03.22.10.0233 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x12mm 5° BN

03.22.10.0234 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x13mm 5° BN
03.22.10.0235 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x14mm 5° BN
03.22.10.0236 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x15mm 5° BN
03.22.10.0237 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x12mm, 10° BN
03.22.10.0238 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x13mm, 10° BN
03.22.10.0239 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x14mm, 10° BN
03.22.10.0240 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x15mm, 10° BN
03.22.10.0241 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x7mm 0° BN
03.22.10.0242 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x8mm 0° BN
03.22.10.0243 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x9mm, 0° BN
03.22.10.0244 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x10mm, 0° BN
03.22.10.0245 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x11mm, 0° BN
03.22.10.0246 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x12mm, 0° BN
03.22.10.0247 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x13mm, 0° BN
03.22.10.0248 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x14mm, 0° BN
03.22.10.0249 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x15mm, 0° BN
03.22.10.0250 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x9mm 5° BN
03.22.10.0251 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x10mm 5° BN
03.22.10.0252 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x11mm 5° BN
03.22.10.0253 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x12mm 5° BN
03.22.10.0254 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x13mm 5° BN
03.22.10.0255 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x14mm 5° BN
03.22.10.0256 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x15mm 5° BN
03.22.10.0257 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x12mm, 10° BN
03.22.10.0258 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x13mm, 10° BN
03.22.10.0259 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x14mm, 10° BN
03.22.10.0260 Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x15mm, 10° BN
03.22.10.0058 Cajitas de Prueba - Apéndice – BN

03.22.10.0261 Mango MectaLIF Posterior
03.22.10.0262 Mango MectaLIF Oblicuo
03.22.10.0263 Impactador de Implante MectaLIF Posterior
03.22.10.0264 Impactador de Implante MectaLIF Oblicuo
03.22.10.0266 Impactador de Injerto Óseo Recto
03.22.10.0267 Impactador de Injerto Óseo Curvo
03.22.10.0268 Impactador de Injerto Óseo Angulado
03.22.10.0269 Impactador de Injerto Óseo Plano
03.22.10.0271 Martillo Ranurado
03.22.10.0059 Cajita de Prueba MectaLIF – Unión
03.22.10.0310 Bandeja de instrumental Cajetín MectaLIF Posterior V2
03.22.10.0067 Tornillo de Ajuste Temporal
03.22.10.0069 Distractor de Tornillo a Tornillo
03.22.10.0420 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x7 L0°
03.22.10.0421 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x8 L0°
03.22.10.0422 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x9 L0°
03.22.10.0423 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x10 L0°
03.22.10.0424 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x11 L0°
03.22.10.0425 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x12 L0°
03.22.10.0426 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x13 L0°
03.22.10.0427 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x14 L0°
03.22.10.0428 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x15 L0°
03.22.10.0429 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x7 L0°
03.22.10.0430 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x8 L0°
03.22.10.0431 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x9 L0°
03.22.10.0432 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x10 L0°
03.22.10.0433 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x11 L0°
03.22.10.0434 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x12 L0°
03.22.10.0435 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x13 L0°

03.22.10.0436 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x14 L0°
03.22.10.0437 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x15 L0°
03.22.10.0438 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x7 L0°
03.22.10.0439 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x8 L0°
03.22.10.0440 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x9 L0°
03.22.10.0441 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x10 L0°
03.22.10.0442 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x11 L0°
03.22.10.0443 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x12 L0°
03.22.10.0444 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x13 L0°
03.22.10.0445 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x14 L0°
03.22.10.0446 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x15 L0°
03.22.10.0447 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x9 L5°
03.22.10.0448 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x10 L5°
03.22.10.0449 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x11 L5°
03.22.10.0450 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x12 L5°
03.22.10.0451 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x13 L5°
03.22.10.0452 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x14 L5°
03.22.10.0453 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x15 L5°
03.22.10.0454 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x9 L5°
03.22.10.0455 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x10 L5°
03.22.10.0456 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x11 L5°
03.22.10.0457 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x12 L5°
03.22.10.0458 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x13 L5°
03.22.10.0459 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x14 L5°
03.22.10.0460 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x15 L5°
03.22.10.0461 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x9 L5°
03.22.10.0462 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x10 L5°
03.22.10.0463 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x11 L5°

03.22.10.0464 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x12 L5°
03.22.10.0465 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x13 L5°
03.22.10.0466 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x14 L5°
03.22.10.0467 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x15 L5°
03.22.10.0468 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x11 L10°
03.22.10.0469 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x12 L10°
03.22.10.0470 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x13 L10°
03.22.10.0471 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x14 L10°
03.22.10.0472 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x15 L10°
03.22.10.0473 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x12 L10°
03.22.10.0474 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x13 L10°
03.22.10.0475 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x14 L10°
03.22.10.0476 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x15 L10°
03.22.10.0477 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x12 L10°
03.22.10.0478 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x13 L10°
03.22.10.0479 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x14 L10°
03.22.10.0480 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x15 L10°
03.22.10.0500 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x7 L0°
03.22.10.0501 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x8 L0°
03.22.10.0502 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x9 L0°
03.22.10.0503 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x10 L0°
03.22.10.0504 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x11 L0°
03.22.10.0505 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x12 L0°
03.22.10.0506 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x13 L0°
03.22.10.0507 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x14 L0°
03.22.10.0508 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x15 L0°
03.22.10.0509 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x7 L0°
03.22.10.0510 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x8 L0°
03.22.10.0511 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x9 L0°

03.22.10.0512 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x10 L0°
03.22.10.0513 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x11 L0°
03.22.10.0514 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x12 L0°
03.22.10.0515 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x13 L0°
03.22.10.0516 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x14 L0°
03.22.10.0517 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x15 L0°
03.22.10.0518 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x7 L5°
03.22.10.0519 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x8 L5°
03.22.10.0520 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x9 L5°
03.22.10.0521 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x10 L5°
03.22.10.0522 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x11 L5°
03.22.10.0523 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x12 L5°
03.22.10.0524 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x13 L5°
03.22.10.0525 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x14 L5°
03.22.10.0526 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x15 L5°
03.22.10.0527 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x7 L5°
03.22.10.0528 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x8 L5°
03.22.10.0529 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x9 L5°
03.22.10.0530 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x10 L5°
03.22.10.0531 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x11 L5°
03.22.10.0532 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x12 L5°
03.22.10.0533 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x13 L5°
03.22.10.0534 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x14 L5°
03.22.10.0535 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x15 L5°
03.22.10.0536 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x9 L10°
03.22.10.0537 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x10 L10°
03.22.10.0538 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x11 L10°
03.22.10.0539 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x12 L10°

- 03.22.10.0540 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x13 L10°
- 03.22.10.0541 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x14 L10°
- 03.22.10.0542 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x15 L10°
- 03.22.10.0543 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x9 L10°
- 03.22.10.0544 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x10 L10°
- 03.22.10.0545 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x11 L10°
- 03.22.10.0546 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x12 L10°
- 03.22.10.0547 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x13 L10°
- 03.22.10.0548 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x14 L10°
- 03.22.10.0549 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x15 L10°
- 03.22.10.0070 Eje Interior ensamblado corto
- 03.22.10.0293 Trépano para Ilion
- 03.22.10.0297 Embudo de Injerto Óseo
- 03.22.10.1001 Cureta de Anillo 7mm / 370mm – Recta
- 03.22.10.1002 Cureta de Anillo 10mm / 370mm – Recta
- 03.22.10.1003 Cureta de Anillo 7mm / 367mm – Angulada
- 03.22.10.1004 Cureta de Anillo 10mm / 367mm – Angulada
- 03.22.10.1005 Cureta de Anillo 7mm / 369mm – Doblada
- 03.22.10.1006 Cureta de Anillo 10mm / 369mm – Doblada
- 03.22.10.1007 Escofina 10mm / 372mm – Recta
- 03.22.10.1008 Escofina 10mm / 363mm - 45° Angulada Izquierda – Corta
- 03.22.10.1009 Escofina 10mm / 363mm - 45° Angulada Derecha – Corta
- 03.22.10.1010 Afeitador Derecho 7mm / 210 mm
- 03.22.10.1011 Afeitador Derecho 8mm / 210 mm
- 03.22.10.1012 Afeitador Derecho 9mm / 210 mm
- 03.22.10.1013 Afeitador Derecho 11mm / 210 mm
- 03.22.10.1014 Afeitador Derecho 13mm / 210 mm
- 03.22.10.1015 Afeitador Derecho 15mm / 210 mm
- 03.22.10.1016 Afeitador Izquierdo 7mm / 210 mm

- 03.22.10.1017 Afeitador Izquierdo 8mm / 210 mm
- 03.22.10.1018 Afeitador Izquierdo 9mm / 210 mm
- 03.22.10.1019 Afeitador Izquierdo 11mm / 210 mm
- 03.22.10.1020 Afeitador Izquierdo 13mm / 210 mm
- 03.22.10.1021 Afeitador Izquierdo 15mm / 210 mm
- 03.22.10.1022 Cureta de Copa 8x12mm / 370 mm Recta
- 03.22.10.1023 Cureta de Copa 8x12mm / 370 mm Recta – Dentada
- 03.22.10.1024 Cureta de Copa 8x12mm / 360mm - Push down
- 03.22.10.1025 Mango en T - Canulado
- 03.22.10.0301 Bandeja de Instrumental (Dorsal)
- 03.22.10.1026 Escofina ALIF 10mm / 420mm – Recta
- 03.22.10.1027 Escofina ALIF 10mm / 420mm – Angulada Izquierda
- 03.22.10.1028 Escofina ALIF 10mm / 420mm – Angulada Derecha
- 03.22.10.1029 Elevador de Cobb ALIF 18mm / 420 mm
- 03.22.10.1030 Cureta Cuchara ALIF - 8x12mm / 420mm – Recta
- 03.22.10.1031 Cureta Cuchara ALIF 8x12mm / 420mm – Angulada Izquierda
- 03.22.10.1032 Cureta Cuchara ALIF 8x12mm / 420mm – Angulada Derecha
- 03.22.10.1033 Cureta ALIF 13x20mm / 420 mm - Doblada 7.5°
- 03.22.10.1034 Cureta ALIF 8x14mm / 420 mm - Doblada 7.5°
- 03.22.10.1035 Afeitador ALIF 8mm / 326 mm Derecho
- 03.22.10.1036 Afeitador ALIF 9mm / 326 mm Derecho
- 03.22.10.1037 Afeitador ALIF 10mm / 326 mm Derecho
- 03.22.10.1038 Afeitador ALIF 11mm / 326 mm Derecho
- 03.22.10.1039 Afeitador ALIF 12mm / 326 mm Derecho
- 03.10.22.1040 Afeitador ALIF 13mm / 326 mm Derecho
- 03.22.10.1041 Afeitador ALIF 14mm / 326 mm Derecho
- 03.22.10.1042 Afeitador ALIF 15mm / 326 mm Derecho
- 03.22.10.1043 Afeitador ALIF 16mm / 326 mm Derecho

- 03.22.10.1044 Afeitador ALIF 17mm / 326 mm Derecho
- 03.22.10.1045 Afeitador ALIF 18mm / 326 mm Derecho
- 03.22.10.1046 Escofina ALIF 31x24mm / 420mm – Recta
- 03.22.10.1048 Escofina ALIF 31x24mm / 420mm - Angulada Derecha
- 03.22.10.1049 Válvula ALIF Izquierda
- 03.22.10.1050 Válvula ALIF Derecha
- 03.22.10. 1051 Cureta Cuchara 5x9mm / 370mm – Angulada Izquierda – McPhers
- 03.22.10. 1052 Cureta Cuchara 5x9mm / 370mm - Angulada Derecha – McPhers
- 03.22.10. 1053 Cureta Lágrima 8x14mm / 370mm - Doblada – McPhers
- 03.22.10. 1054 Cureta ALIF 3x5mm / 433mm - Ang 30° Arriba 15° Lado
- 03.22.10. 1055 Martillo ALIF 220mm
- 03.22.10.1060 Hoja Distractora acucharada 9x30mm – Rauschmann
- 03.22.10.2900 Distractor espinal S-L izquierdo multi-l 120mm
- S-0096 Tornillo de distracción espinal 12mm
- S-0097 Tornillo de distracción 14mm no- estéril 1 uso
- 03.22.10.2903 S-l retractor distractor derecho multi-l 120mm
- 03.22.10.2904 Taladro helicoidal de distracción espinal 1.7mm
- 03.22.10.2905 Hoja retractora roma S-l 23x35mm alum/azul
- 03.22.10.2906 Hoja retractora roma S-l 23x45mm alum/verde
- 03.22.10.2907 Hoja retractora roma S-l 23x55mm alum/negra
- 03.22.10.2908 Hoja retractora roma S-l 23x65mm alum/azul marino
- 03.22.10.2909 Hoja dentada corta S-l 23x30mm alum/plateada
- 03.22.10.2910 Hoja dentada corta S-l 23x40mm alum/roja
- 03.22.10.2911 Hoja dentada corta S-l 23x50mm alum/violeta
- 03.22.10.2912 Hoja dentada corta S-l 23x60mm alum/dorada
- 03.22.10.2913 Hoja dentada larga S-l 23x30mm alum/plateada
- 03.22.10.2914 Hoja dentada larga S-l 23x40mm alum/roja
- 03.22.10.2915 Hoja dentada larga S-l 23x50mm alum/violeta
- 03.22.10.2916 Hoja dentada larga S-l 23x60mm alum/dorada

- 03.22.10.2917 S-l micro hoja roma 35x14mm alum/azul
- 03.22.10.2918 S-l micro hoja roma 45x14mm alum/verde
- 03.22.10.2919 S-l micro hoja roma 55x14mm alum/negra
- 03.22.10.2920 S-l micro hoja dentada 14x35mm alum/azul
- 03.22.10.2921 S-l micro hoja dentada 45x14mm alum/verde
- 03.22.10.2922 S-l micro hoja dentada 55x14mm alum negra
- 03.22.10.2923 S-l calibre profundo 30-100mm color-codificado
- 03.22.10.2924 Guía de Taladro s-l Izquierda
- 03.22.10.2925 Destornillador p/distracción de tornillo
- 03.22.10.2926 Guía de Taladro derecha s-l
- 03.22.10.2927 Retractor de carga lateral anillado S-l
- 03.22.10.2928 Retractor de carga lateral transverso S-l 120mm
- 03.22.10.2929 Mango de retractor de bloqueo de carga lateral S-l
- 03.22.10.1056 Osteotomo ALIF 8mm / 420mm
- 03.22.10.1058 Elevador ALIF Penfield 4mm / 420mm
- 03.22.10.1059 Sonda p/ Nervio SØ2 / 420mm
- 03.22.10.1061 Cureta Copa ALIF 8x12mm / 420mm – Push
- 03.22.10.1063 Afeitador Derecho 6mm / 210 mm
- 03.22.10.1064 Afeitador Derecho 10mm / 210 mm
- 03.22.10.1065 Afeitador Derecho 12mm / 210 mm
- 03.22.10.066 Afeitador Derecho 14mm / 210 mm
- 03.22.10.1067 Cureta Copa 8x12mm / 367mm Angulada Izquierda
- 03.22.10.1068 Cureta Copa 8x12mm / 367mm – Angulada Derecha
- 03.22.10.1069 Cureta Copa 3.2x5.3mm / 360mm - Dentada – Push
- 03.22.10.1070 Cuña 2mm / 100 mm
- 03.22.10.1071 Osteotomo 9.5mm / 370mm
- 03.22.10.1072 Válvula Recta Izquierda ALIF
- 03.22.10.1073 Válvula Recta Derecha ALIF

03.22.10.1074 Cureta Anillo 7mm / 363mm – Angulada
03.22.10.1075 Cureta Anillo 10mm / 370mm – Angulada
03.22.10.1076 Escofina 10mm / 373mm – Angulada Izquierda
03.22.10.1077 Escofina 10mm / 373mm – Angulada Derecha
03.22.10.1078 Cureta Copa 5x9mm / 360mm - Dentada – Push
03.22.10.1079 Cureta Cuchara 5x9mm / 367mm – Angulada Izquierda
03.22.10.1080 Cureta Cuchara 5x9mm / 367mm – Angulada Derecha
57.50.51 Retractor de la raíz Nerviosa
999.39.32 Roedor Pituitario Recto 4x10 250mm
990.04.00 Roedor Pituitario Recto 6x12 250mm
990.03.96 Roedor Pituitario Recto 4x10 400mm
990.03.95 Roedor Pituitario Recto 6x12 400mm
999.39.35 Roedor Pituitario Superior 4x10 250mm
990.04.02 Roedor Pituitario Superior 6x12 250mm
990.03.98 Roedor Pituitario Superior 4x10 400mm
990.03.97 Roedor Pituitario Superior 6x12 400mm
990.04.04 Roedor Kerrison 4 mm 250mm
990.04.05 Roedor Kerrison 6 mm 250mm
990.00.40 Roedor Kerrison 4 mm 400mm
990.03.99 Roedor Kerrison 6 mm 400mm
31.61.36 Roedor Sybert 360mm
BV399R Fórceps p/ desacoplamiento de la hoja
BV814R Anillo I 223x18 mm
BV815R Anillo II 313x27 mm
BV842R Brazo de conexión angulada
BV 843R Extensor de Anillo
BV 858R Barra de conexión con acoplamiento rápido
BV859R Soporte de hoja, corto
BV860R Soporte de hoja, 150 mm

BV861R	Soporte de hoja, 200 mm
BV862P	Hoja Radiolúcida, S
BV863P	Hoja Radiolúcida, M
BV864P	Hoja Radiolúcida, L
BV865SU	Tornillo de Fijación, Longitud S
BV866SU	Tornillo de Fijación, Longitud M
BV867SU	Tornillo de Fijación, Longitud L
BV868R	Destornillador
BV869R	Abrazadera
BV899R	Llave hexagonal de la barra en T
FK166R	Retractor Hohmann
RT069R	Campo Posterior
RT073R	Mango Desmontable
RT092R	Junta de Acoplamiento
03.22.10.0101	Retractor de Raíz Nerviosa
03.22.10.0302	Bandeja Auxiliar ALIF 1
03.22.10.0303	Bandeja Auxiliar ALIF 2
03.22.10.0304	Bandeja del Sistema Retractor Anterior Mecta-C
03.22.10.0305	Bandeja de Retractor MectaLIF Anterior 1
03.22.10.0306	Bandeja de Retractor MectaLIF Anterior 2
S-0088	Tornillo de distracción espinal 12mm ESTÉRIL
S-0089	Tornillo de Distracción espinal 14mm ESTÉRIL
990.06.63	Gubia pituitaria recto 4x10 330 mm
990.06.64	Gubia pituitaria recto 6x12 330 mm
990.06.65	Gubia Pituitaria superior 4x10 330 mm
990.06.66	Gubia Pituitaria superior 6x12 330 mm
990.06.67	Gubia Kerrison 4 mm 330 mm
990.06.68	Gubia Kerrison 6 mm 330 mm

- 03.22.10.1081 Cureta cuchara ALIF 8x12mm / 420mm -- Up
- 03.22.10.1082 Escofina ALIF 10mm / 420 mm - Recta - Convexa
- 03.22.10.0307 Bandeja Auxiliar Transforaminal
- 990.06.89 Gubia Pituitaria Recta 2x10 250 mm
- 990.06.90 Gubia Pituitaria Recta 3x12 250 mm
- 990.06.91 Gubia Pituitaria Superior 2x10 250 mm
- 990.06.92 Gubia Pituitaria Superior 3x12 250 mm
- 990.06.87 Gubia Kerrison 2 mm 250 mm
- 990.06.88 Gubia Kerrison 3 mm 250 mm
- 03.22.10.1090 Distractor de Paleta 6mm / 210 mm
- 03.22.10.1091 Distractor de Paleta 7mm / 210 mm
- 03.22.10.1092 Distractor de Paleta 8mm / 210 mm
- 03.22.10.1093 Distractor de Paleta 9mm / 210 mm
- 03.22.10.1094 Distractor de Paleta 10mm / 210 mm
- 03.22.10.1095 Distractor de Paleta 11mm / 210 mm
- 03.22.10.1096 Distractor de Paleta 12mm / 210 mm
- 03.22.10.1097 Distractor de Paleta 13mm / 210 mm
- 03.22.10.1098 Distractor de Paleta 14mm / 210 mm
- 03.22.10.1099 Distractor de Paleta 15mm / 210 mm
- 03.22.10.1083 Cureta Cuchara ALIF 5x9mm / 420mm – Recta
- 03.22.10.1084 Cureta Cuchara ALIF 5x9mm / 420mm – Angulada Izquierda
- 03.22.10.1085 Cureta Cuchara ALIF 5x9mm / 420mm – Angulada Derecha
- RESWD1115C Aguja Jamshidi 11GX15CM Punta Rasa/estilete de diamante
- 03.22.10.7001 Escariador MySpine Ø2.7mm, conexión estándar
- 03.22.10.7002 Escariador MySpine Ø4.0mm, conexión estándar
- 03.22.10.7003 Escariador MySpine Ø5.0mm, conexión estándar
- 03.22.10.7005 Escariador MySpine Ø2.7mm, conexión estándar ESTÉRIL
- 03.22.10.7006 Escariador MySpine Ø4.0mm, conexión estándar ESTÉRIL
- 03.22.10.7007 Escariador MySpine Ø5.0mm, conexión estándar ESTÉRIL

03.22.10.7011	Escariador MySpine Ø2.7mm, conexión AO
03.22.10.7012	Escariador MySpine Ø4.0mm, conexión AO
03.22.10.7013	Escariador MySpine Ø5.0mm, conexión AO
03.22.10.7015	Escariador MySpine Ø2.7mm, conexión AO ESTÉRIL
03.22.10.7016	Escariador MySpine Ø4.0mm, conexión AO ESTÉRIL
03.22.10.7017	Escariador MySpine Ø5.0mm, conexión AO ESTÉRIL
03.22.10.7021	Mecha MySpine Ø2.8x200mm, conexión estándar TREU
03.22.10.7022	Mecha MySpine Ø3.5x200mm, conexión estándar TREU
03.22.10.7023	Mecha MySpine Ø2.8x200mm, Conexión Estándar
03.22.10.7024	Mecha MySpine Ø3.5x200mm, Conexión Estándar
03.22.10.7025	Mecha MySpine Ø2.8x200mm, conexión Estándar ESTÉRIL
03.22.10.7026	Mecha MySpine Ø3.5x200mm, conexión Estándar ESTÉRIL
03.22.10.7031	Mecha MySpine Ø2.8x200mm, conexión AO TREU
03.22.10.7032	Mecha MySpine Ø3.5x200mm, conexión AO TREU
03.22.10.7033	Mecha MySpine Ø2.8x200mm, conexión AO
03.22.10.7034	Mecha MySpine Ø3.5x200mm, conexión AO
03.22.10.7035	Mecha MySpine Ø2.8x200mm, conexión AO ESTÉRIL
03.22.10.7036	Mecha MySpine Ø3.5x200mm, conexión AO ESTÉRIL
1-1861	Escariador Canulado Ø3.5 Mango Redondo
GK828R	Fórceps bipolar recto bay. 1.0mm 135mm
GK829R	Fórceps bipolar bay. 45° 1.0mm 135mm
GN132	Cable Bipolar 22mm
FD811B	Mango modular Negro d8mm 100mm
FD799B	Sonda negra punta esférica 90° 200mm
FD809B	Gancho punta roma negro 90° 200mm
FD822B	Disector negro cvd. 2mm 200mm
FD823B	Disector negro cvd. 3mm 200mm
GF005B	Control modular de pulgar negro

GF056B	Tubo de succión negro 6fr 140mm
GF057B	Tubo de succión negro 8fr 140mm
MF301R	Cureta Lumbar estilo bay 2 fa 240mm
03.22.10.0100	Martillo de golpeo
03.22.10.1047	Escofina ALIF 31x24mm / 420mm – Angulada Izquierda
03.22.10.0065	Insertador MectaLIF Transforaminal
03.22.10.0066	Impactador de implante MectaLIF Transforaminal
03.22.10.0068	Indicador de posición de implante MectaLIF Transforaminal
03.22.10.0080	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x8mm, 5°
03.22.10.0081	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x9mm, 5°
03.22.10.0082	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x11mm, 5°
03.22.10.0083	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x13mm, 5°
03.22.10.0084	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x15mm, 5°
03.22.10.0090	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x8mm, 5°
03.22.10.0091	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x9mm, 5°
03.22.10.0092	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x11mm, 5°
03.22.10.0093	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x13mm, 5°
03.22.10.0094	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x15mm, 5°
03.22.10.0100	Martillo de Golpeo
03.22.10.0067	Tornillo Patrón de Ajuste
03.22.10.0069	Distractor de tornillo a tornillo
03.22.10.0110	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x7mm, 5° BN
03.22.10.0111	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x8mm, 5° BN
03.22.10.0112	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x9mm, 5° BN
03.22.10.0113	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x10mm, 5° BN
03.22.10.0114	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x11mm, 5° BN
03.22.10.0115	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x12mm, 5° BN
03.22.10.0116	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x13mm, 5° BN
03.22.10.0117	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x14mm, 5° BN

03.22.10.0118 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x15mm, 5° BN
03.22.10.0119 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x7mm, 5° BN
03.22.10.0120 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x8mm, 5° BN
03.22.10.121 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x9mm, 5° BN
03.22.10.0122 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x10mm, 5° BN
03.22.10.0123 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x11mm, 5° BN
03.22.10.0124 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x12mm, 5° BN
03.22.10.0125 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x13mm, 5° BN
03.22.10.0126 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x14mm, 5° BN
03.22.10.0127 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x15mm, 5° BN
03.22.10.0128 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x7mm, 5° BN
03.22.10.0129 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x8mm, 5° BN
03.22.10.0130 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x9mm, 5° BN
03.22.10.0131 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x10mm, 5° BN
03.22.10.0132 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x11mm, 5° BN
03.22.10.0133 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x12mm, 5° BN
03.22.10.0134 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x13mm, 5° BN
03.22.10.0135 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x14mm, 5° BN
03.22.10.0136 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x15mm, 5° BN
03.22.10.0137 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x7mm, 5° BN
03.22.10.0138 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x8mm, 5° BN
03.22.10.0139 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x9mm, 5° BN
03.22.10.0140 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x10mm, 5° BN
03.22.10.0141 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x11mm, 5° BN
03.22.10.0142 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x12mm, 5° BN
03.22.10.0143 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x13mm, 5° BN
03.22.10.0144 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x14mm, 5° BN
03.22.10.0145 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x15mm, 5° BN

03.22.10.0265 Impactador de Implante MectacLIF Transforamina
03.22.10.0270 Insertador MectacLIF Transforamina
03.22.10.0272 Eje Interno – Insertador TLIF
03.22.10.0273 Eje Externo – Insertador TLIF
03.22.10.0280 Eje Externo – Insertador TLIF
03.22.10.0400 Insertador TLIF – Mejorado
03.22.10.0401 Eje Interno – Insertador TLIF
03.22.10.0402 Eje Interno - Dentado – Insertador TLIF
03.30.10.0001 Insertador recto ALIF
03.30.10.0002 Taladro de Junta Cardán ALIF
03.30.10.0003 Destornillador de Junta Cardán ALIF
03.30.10.0004 Destornillador Recto ALIF
03.30.10.0005 Guía de Taladro ALIF
03.30.10.0007 Taladro recto ALIF
03.30.10.0008 Instrumento de Ajuste Recto ALIF
03.30.10.0009 Insertador Rápido ALIF
03.30.10.0010 Espaciador de disco ALIF altura 6 mm
03.30.10.0011 Espaciador de disco ALIF altura 8 mm
03.30.10.0012 Par de Torsión inverso ALIF
03.30.10.0013 Tornillo de compresión ALIF
03.30.10.0014 Insertador Lateral ALIF
03.30.10.0015 Impactador de injerto óseo ALIF
03.30.10.0017 Punzón recto ALIF
03.30.10.0018 Punzón de Junta Cardán ALIF
03.30.10.0019 Porta-Tornillo ALIF
03.30.10.0020 Destornillador limitador de Torsión ALIF
03.30.10.0021 Insertador de eje interno ALIF
03.30.10.0022 Instrumento de Ajuste Lateral ALIF
03.30.10.0023 Extractor/Introduccion de la Placa ALIF

03.30.10.0024 Insertador rápido de cabeza Assy ALIF
03.30.10.0026 Extensión larga de la Guía del taladro ALIF 200 mm
03.22.10.0100 Martillo de Golpeo
03.22.10.0055 Martillo
03.30.10.0501 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.10 - L.10°
03.30.10.0502 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.12 - L.10°
03.30.10.0503 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.14 - L.10°
03.30.10.0504 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.16 - L.10°
03.30.10.0505 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.18 - L.10°
03.30.10.0506 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.10 - L.10°
03.30.10.0507 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.12 - L.10°
03.30.10.0508 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.14 - L.10°
03.30.10.0509 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.16 - L.10°
03.30.10.0510 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.18 - L.10°
03.30.10.0511 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.10 - L.5°
03.30.10.0512 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.12 - L.5°
03.30.10.0513 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.14 - L.5°
03.30.10.0514 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.10 - L.5°
03.30.10.0515 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.12 - L.5°
03.30.10.0516 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.14 - L.5°
03.30.10.0517 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.10 - L.15°
03.30.10.0518 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.12 - L.15°
03.30.10.0519 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.14 - L.15°
03.30.10.0520 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.10 - L.15°
03.30.10.0521 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.12 - L.15°
03.30.10.0522 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.14 - L.15°
03.30.10.0523 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.16 - L.5°
03.30.10.0524 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.18 - L.5°

- 03.30.10.0525 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.16 - L.5°
- 03.30.10.0526 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.18 - L.5°
- 03.30.10.0527 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.16 - L.15°
- 03.30.10.0528 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.18 - L.15°
- 03.30.10.0529 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.16 - L.15°
- 03.30.10.0530 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.18 - L.15°
- 03.30.10.0551 Raspador Implante de Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.10 - L.10°
- 03.30.10.0552 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 31x24 - H.12 - L.10°
- 03.30.10.0553 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 31x24 - H.14 - L.10°
- 03.30.10.0554 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 31x24 - H.16 - L.10°
- 03.30.10.0555 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 31x24 - H.18 - L.10°
- 03.30.10.0556 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 35x27 - H.10 - L.10°
- 03.30.10.0557 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 35x27 - H.12 - L.10°
- 03.30.10.0558 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 35x27 - H.14 - L.10°
- 03.30.10.0559 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 35x27 - H.16 - L.10°
- 03.30.10.0560 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 35x27 - H.18 - L.10°
- 03.30.10.0531 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.10 - L.10°
- 03.30.10.0532 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.12 - L.10°
- 03.30.10.0533 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.14 - L.10°
- 03.30.10.0534 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.16 - L.10°
- 03.30.10.0535 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.18 - L.10°
- 03.30.10.0536 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.10 - L.5°
- 03.30.10.0537 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.12 - L.5°
- 03.30.10.0538 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.14 - L.5°
- 03.30.10.0539 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.16 - L.5°
- 03.30.10.0540 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.18 - L.5°
- 03.30.10.0541 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.10 - L.15°
- 03.30.10.0542 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.12 - L.15°
- 03.30.10.0543 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.14 - L.15°

- 03.30.10.0544 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.16 - L.15°
- 03.30.10.0545 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.18 - L.15°
- 03.30.10.0546 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.10 - L.5°
- 03.30.10.0547 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.12 - L.5°
- 03.30.10.0548 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.14 - L.5°
- 03.30.10.0549 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.16 - L.5°
- 03.30.10.0550 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.18 - L.5°
- 03.30.10.0561 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.10 - L.10°
- 03.30.10.0562 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.12 - L.10°
- 03.30.10.0563 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.14 - L.10°
- 03.30.10.0564 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.16 - L.10°
- 03.30.10.0565 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.18 - L.10°
- 03.30.10.0566 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.10 - L.15°
- 03.30.10.0567 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.12 - L.15°
- 03.30.10.0568 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.14 - L.15°
- 03.30.10.0569 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.16 - L.15°
- 03.30.10.0570 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.18 - L.15°
- 03.30.10.0300 Bandeja Estándar ALIF 1
- 03.30.10.0301 Bandeja Estándar ALIF 2
- 03.30.10.0027 Destornillador limitador de torsión 5.5Nm
- 03.30.10.0302 Bandeja Estándar ALIF 2
- 03.22.10.1025 Mango en T- Canulado
- 03.30.10.1100 Válvula Junta Cardán
- 03.22.10.1025 Mango en T – Canulado
- 03.22.10.0060 Insertor acodado MectaLIF – Eje Interno
- 03.22.10.0063 Insertor acodado MectaLIF - Eje Interno Extendido
- 03.22.10.0061 Mango acodado MectaLIF Posterior
- 03.22.10.0062 Mango acodado MectaLIF Oblicuo

Período de vida útil: 10 años

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Forma de presentación: por unidad

Método de esterilización: Radiación Gamma

Fabricante:

MEDACTA INTERNATIONAL S.A.

Lugar/es de elaboración:

Strada Regina CH – 6874 – Castel San Pietro Suiza.

Expediente N° 1-47-3110-2240-17-6

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2017.12.01 10:02:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.12.01 10:02:51 -0300'

ANEXO III.B

Modelo de rótulo

Familia de Producto: SISTEMA DE ARTROPLASTÍA DE COLUMNA

MARCA: MEDACTA International MODELO: EL QUE CORRESPONDA

Fabricado por: MEDACTA INTERNATIONAL S.A. STRADA REGINA CH – 6874 – CASTEL SAN PIETRO – SUIZATEL., Fax: +41 91 696 60 60 - +41 91 696 60 66

Importado por: ROS MEDICAL S.A. CÓRDOBA 4438 – 2000 – ROSARIO – ARGENTINA
Tel., Fax: +54 9 314 436 16 11 - +54 9 341 436 10 09

Lote/Serie: la que corresponda

Fecha de fabricación: la que corresponda

Producto médico de un solo uso

Estéril

Método de esterilización: Esterilizado por rayos gamma.

Fecha de vencimiento: la que corresponda

Asegúrese de estar familiarizado con los usos pretendidos, indicaciones /contraindicaciones, compatibilidad y manipulación correcta del implante, que se encuentran descriptos en el manual técnico operativo. Prohibido reutilizar o reesterilizar. Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.


Director técnico: Farm. MARIELA ZURSCHMITTEN M.P.: 3401

Autorizado por la ANMAT, PM-2186-004

Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

ROS MEDICAL S.A.

C.U.I.T. 30-711974-2-1


PESUTO JUAN MANUEL
PRESIDENTE

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL


ROS MEDICAL S.A.

MARIELA ZURSCHMITTEN
FARMACÉUTICA - MAT. 3401

IF-2017-27696800-APN-DNPM#ANMAT

FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO

Instrucciones de Uso

Familia de Producto: SISTEMA DE ARTROPLASTÍA DE COLUMNA

MARCA: MEDACTA International MODELO: EL QUE CORRESPONDA

Fabricado por: MEDACTA INTERNATIONAL S.A. STRADA REGINA CH – 6874 – CASTEL SAN PIETRO – SUIZA
Tel., Fax: +41 91 696 60 60 - +41 91 696 60 66

Importado por: ROS MEDICAL S.A. CÓRDOBA 4438 – 2000 – ROSARIO - ARGENTINA
Tel., Fax: +54 9 314 436 16 11 - +54 9 341 436 10 09

Producto médico de un solo uso

Estéril


Método de esterilización: Esterilizado por rayos gamma.

Asegúrese de estar familiarizado con los usos pretendidos, indicaciones /contraindicaciones, compatibilidad y manipulación correcta del implante, que se encuentran descriptos en el manual técnico operativo. Prohibido reutilizar o reesterilizar. Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

Director técnico: Farm. MARIELA ZURSCHMITTEN M.P.: 3401

Autorizado por la ANMAT, PM-2186-004

Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

ROS MEDICAL S.A.
C.U.T.T. 30-711974721

PESUTO JUAN MANUEL
PRESIDENTE

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL


ROS MEDICAL S.A.

MARIELA ZURSCHMITTEN
FARMACÉUTICA - MAT. 3401

IF-2017-27696800-APN-DNPM#ANMAT

FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO

Modelo de rótulo

Familia de Producto: INSTRUMENTAL ASOCIADO MARCA: MEDACTA International
MODELO: EL QUE CORRESPONDA

Fabricado por: MEDACTA INTERNATIONAL S.A. STRADA REGINA CH – 6874 – CASTEL SAN PIETRO - SUIZA
Tel., Fax: +41 91 696 60 60 - +41 91 696 60 66

Importado por: ROS MEDICAL S.A. CÓRDOBA 4438 – 2000 – ROSARIO - ARGENTINA
Tel., Fax: +54 9 314 436 16 11 - +54 9 341 436 10 09

Lote/Serie: la que corresponda

Fecha de fabricación: la que corresponda

Producto médico reutilizable

No Estéril

Método de esterilización sugerido: Desinfección previa manual o manual automática.

Autoclave a 134°C durante 18 minutos.

Fecha de vencimiento: la que corresponda

ESTE MATERIAL DEBE MANIPULARSE CON PRECAUCIÓN, CUALQUIER DETERIORO EN EL MISMO PUEDE SER CAUSA DE SU MAL FUNCIONAMIENTO.


Las cajas de los instrumentos no son una barrera estéril: Es preciso utilizar un acondicionamiento de esterilización para mantener la condición estéril.

UTILIZAR A TEMPERATURA AMBIENTE – NO UTILIZAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR Y ESPERAR QUE ESTE RECUPERE SU TEMPERATURA AMBIENTE


Director técnico: Farm. MARIELA ZURSCHMITTEN M.P.: 3401

Autorizado por la ANMAT, PM-2186-004

Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

ROS MEDICAL S.A.
C.U.I.T. 30-7112747-1

PESUTO JUAN MANUEL
PRESIDENTE

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL


ROS MEDICAL S.A.
MARIELA ZURSCHMITTEN
FARMACÉUTICA - MAT. 3401

IF-2017-27696800-APN-DNPM#ANMAT

FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO

Instrucciones de Uso

Familia de Producto: INSTRUMENTAL ASOCIADO MARCA: MEDACTA International
MODELO: EL QUE CORRESPONDA

Fabricado por: MEDACTA INTERNATIONAL S.A. STRADA REGINA CH - 6874 - CASTEL SAN PIETRO - SUIZA

Tel., Fax: +41 91 696 60 60 - +41 91 696 60 66

Importado por: ROS MEDICAL S.A. CÓRDOBA 4438 - 2000 - ROSARIO - ARGENTINA

Tel., Fax: +54 9 314 436 16 11 - +54 9 341 436 10 09

Producto médico reutilizable

No Estéril

Método de esterilización sugerido: Desinfección previa manual o manual automática.
Autoclave a 134°C durante 18 minutos.

ESTE MATERIAL DEBE MANIPULARSE CON PRECAUCIÓN, CUALQUIER DETERIORO EN EL MISMO PUEDE SER CAUSA DE SU MAL FUNCIONAMIENTO.


Las cajas de los instrumentos no son una barrera estéril: Es preciso utilizar un acondicionamiento de esterilización para mantener la condición estéril.

UTILIZAR A TEMPERATURA AMBIENTE - NO UTILIZAR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR Y ESPERAR QUE ESTE RECUPERE SU TEMPERATURA AMBIENTE

Director técnico: Farm. MARIELA ZURSCHMITTEN M.P.: 3401

Autorizado por la ANMAT, PM-2186-004

Condición de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

ROS MEDICAL S.A.
C.U.T.T. 30-711974-21

PESUTO JUAN MANUEL
PRESIDENTE

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

ROS MEDICAL S.A.

MARIELA ZURSCHMITTEN
FARMACÉUTICA - MAT. 3401

IF-2017-27696800-APN-DNPM#ANMAT

FIRMA Y SELLO DIRECTOR TÉCNICO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-27696800-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 9 de Noviembre de 2017

Referencia: 1-47-3110-2240-17-6

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.09 17:02:10 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.09 17:02:11 -03'00'



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-2240-17-6

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por ROS MEDICAL S.A, se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE ARTROPLASTÍA DE COLUMNA E INSTRUMENTAL ASOCIADO

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-766 SISTEMAS ORTOPÉDICOS DE FIJACIÓN INTERNA, PARA COLUMNA VERTEBRAL

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MEDACTA Internacional

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Indicada para pacientes con enfermedades degenerativas del Disco EDD a uno o dos niveles contiguos de L2 a S1 cuyo estado requiere la aplicación de la fusión intersomática cervical en pacientes esqueléticamente maduros.

Diseñados para ser usado con injertos óseos autógenos para facilitar la fusión.

Modelo/s:

03.28.401 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x14x4 L7°

- 03.28.402 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x14x5 L7°
- 03.28.403 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x14x6 L7°
- 03.28.404 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x14x7 L7°
- 03.28.405 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x14x8 L7°
- 03.28.406 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x14x9 L7°
- 03.28.407 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x4 L7°
- 03.28.408 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x5 L7°
- 03.28.409 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x6 L7°
- 03.28.410 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x7 L7°
- 03.28.411 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x8 L7°
- 03.28.412 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x14x9 L7°
- 03.28.413 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x4 L7°
- 03.28.414 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x5 L7°
- 03.28.415 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x6 L7°
- 03.28.416 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x7 L7°
- 03.28.417 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x8 L7°
- 03.28.418 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 12x16x9 L7°
- 03.28.419 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x4 L7°
- 03.28.420 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x5 L7°
- 03.28.421 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x6 L7°
- 03.28.422 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x7 L7°
- 03.28.423 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x8 L7°
- 03.28.424 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 14x16x9 L7°
- 03.28.425 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x4 L7°
- 03.28.426 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x5 L7°
- 03.28.427 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x6 L7°
- 03.28.428 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x7 L7°
- 03.28.429 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x8 L7°
- 03.28.430 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Plano" 15x18x9 L7°
- 03.28.501 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x4 L5°
- 03.28.502 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x5 L5°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.28.503 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x6 L5°
- 03.28.504 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x7 L5°
- 03.28.505 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x8 L5°
- 03.28.506 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x14x9 L5°
- 03.28.507 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x4 L5°
- 03.28.508 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x5 L5°
- 03.28.509 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x6 L5°
- 03.28.510 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x7 L5°
- 03.28.511 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x8 L5°
- 03.28.512 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x14x9 L5°
- 03.28.513 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x4 L5°
- 03.28.514 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x5 L5°
- 03.28.515 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x6 L5°
- 03.28.516 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x7 L5°
- 03.28.517 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x8 L5°
- 03.28.518 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 12x16x9 L5°
- 03.28.519 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x4 L5°
- 03.28.520 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x5 L5°
- 03.28.521 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x6 L5°
- 03.28.522 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x7 L5°
- 03.28.523 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x8 L5°
- 03.28.524 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 14x16x9 L5°
- 03.28.525 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x4 L5°
- 03.28.526 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x5 L5°
- 03.28.527 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x6 L5°
- 03.28.528 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x7 L5°
- 03.28.529 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x8 L5°
- 03.28.530 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical "Convexo" 15x18x9 L5°

1

- 03.28.601 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x14x4
L7°
- 03.28.602 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x14x5
L7°
- 03.28.603 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x14x6
L7°
- 03.28.604 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x14x7
L7°
- 03.28.605 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x14x8
L7°
- 03.28.606 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x14x9
L7°
- 03.28.607 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x14x4
L7°
- 03.28.608 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x14x5
L7°
- 03.28.609 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x14x6
L7°
- 03.28.610 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x14x7
L7°
- 03.28.611 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x14x8
L7°
- 03.28.612 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x14x9
L7°
- 03.28.613 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x16x4
L7°
- 03.28.614 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x16x5
L7°
- 03.28.615 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x16x6
L7°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.28.616 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x16x7 L7°
- 03.28.617 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x16x8 L7°
- 03.28.618 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 12x16x9 L7°
- 03.28.619 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x16x4 L7°
- 03.28.620 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x16x5 L7°
- 03.28.621 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x16x6 L7°
- 03.28.622 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x16x7 L7°
- 03.28.623 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x16x8 L7°
- 03.28.624 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 14x16x9 L7°
- 03.28.625 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 15x18x4 L7°
- 03.28.626 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 15x18x5 L7°
- 03.28.627 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 15x18x6 L7°
- 03.28.628 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 15x18x7 L7°
- 03.28.629 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 15x18x8 L7°

- 03.28.630 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Plano" 15x18x9 L7°
- 03.28.701 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 12x14x4 L5°
- 03.28.702 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 12x14x5 L5°
- 03.28.703 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 12x14x6 L5°
- 03.28.704 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 12x14x7 L5°
- 03.28.705 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 12x14x8 L5°
- 03.28.706 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 12x14x9 L5°
- 03.28.707 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 14x14x4 L5°
- 03.28.708 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 14x14x5 L5°
- 03.28.709 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 14x14x6 L5°
- 03.28.710 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 14x14x7 L5°
- 03.28.711 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 14x14x8 L5°
- 03.28.712 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 14x14x9 L5°
- 03.28.713 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 12x16x4 L5°
- 03.28.714 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo" 12x16x5 L5°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.28.715 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
12x16x6 L5°
- 03.28.716 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
12x16x7 L5°
- 03.28.717 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
12x16x8 L5°
- 03.28.718 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
12x16x9 L5°
- 03.28.719 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
14x16x4 L5°
- 03.28.720 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
14x16x5 L5°
- 03.28.721 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
14x16x6 L5°
- 03.28.722 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
14x16x7 L5°
- 03.28.723 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
14x16x8 L5°
- 03.28.724 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
14x16x9 L5°
- 03.28.725 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
15x18x4 L5°
- 03.28.726 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
15x18x5 L5°
- 03.28.727 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
15x18x6 L5°
- 03.28.728 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
15x18x7 L5°

- 03.28.729 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
15x18x8 L5°
- 03.28.730 Dispositivo de Fusión Intersomática Cervical TIPEEK "Convexo"
15x18x9 L5°
- 03.20.001 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x7 L0°
- 03.20.002 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x9 L0°
- 03.20.003 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x11 L0°
- 03.20.004 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x13 L0°
- 03.20.005 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x15 L0°
- 03.20.006 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x9 L5°
- 03.20.007 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x11 L5°
- 03.20.008 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x13 L5°
- 03.20.009 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x15 L5°
- 03.20.010 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x13 L10°
- 03.20.011 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x15 L10°
- 03.20.012 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x7 L0°
- 03.20.013 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x9 L0°
- 03.20.014 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x11 L0°
- 03.20.015 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x13 L0°
- 03.20.016 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x15 L0°
- 03.20.017 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x9 L5°
- 03.20.018 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x11 L5°
- 03.20.019 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x13 L5°
- 03.20.020 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x15 L5°
- 03.20.021 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x13 L10°
- 03.20.022 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x15 L10°
- 03.20.023 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x7 L0°
- 03.20.024 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x9 L0°
- 03.20.025 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x11 L0°
- 03.20.026 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x13 L0°
- 03.20.027 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x15 L0°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.20.028 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x9 L5°
- 03.20.029 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x11 L5°
- 03.20.030 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x13 L5°
- 03.20.031 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x15 L5°
- 03.20.032 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x13 L10°
- 03.20.033 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x15 L10°
- 03.21.001 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x7 L0°
- 03.21.002 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x9 L0°
- 03.21.003 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x11 L0°
- 03.21.004 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x13 L0°
- 03.21.005 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x15 L0°
- 03.21.006 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x7 L5°
- 03.21.007 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x9 L5°
- 03.21.008 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x11 L5°
- 03.21.009 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x13 L5°
- 03.21.010 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x15 L5°
- 03.21.011 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x9 L10°
- 03.21.012 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x11 L10°
- 03.21.013 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x13 L10°
- 03.21.014 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x15 L10°
- 03.21.015 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x7 L0°
- 03.21.016 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x9 L0°
- 03.21.017 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x11 L0°
- 03.21.018 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x13 L0°
- 03.21.019 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x15 L0°
- 03.21.020 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x7 L5°
- 03.21.021 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x9 L5°
- 03.21.022 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x11 L5°

- 03.21.023 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x13 L5°
- 03.21.024 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x15 L5°
- 03.21.025 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x9 L10°
- 03.21.026 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x11 L10°
- 03.21.027 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x13 L10°
- 03.21.028 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x15 L10°
- 03.20.034 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x7 L0°
- 03.20.035 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x8 L0°
- 03.20.036 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x9 L0°
- 03.20.037 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x10 L0°
- 03.20.038 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x11 L0°
- 03.20.039 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x12 L0°
- 03.20.040 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x13 L0°
- 03.20.041 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x14 L0°
- 03.20.042 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x15 L0°
- 03.20.044 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x9 L5°
- 03.20.045 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x10 L5°
- 03.20.046 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x11 L5°
- 03.20.047 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x12 L5°
- 03.20.048 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x13 L5°
- 03.20.049 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x14 L5°
- 03.20.050 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x15 L5°
- 03.20.051 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x11 L10°
- 03.20.052 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x12 L10°
- 03.20.053 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x13 L10°
- 03.20.054 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x14 L10°
- 03.20.055 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x28x15 L10°
- 03.20.056 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x7 L0°
- 03.20.057 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x8 L0°
- 03.20.058 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x9 L0°
- 03.20.059 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x10 L0°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.20.060 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x11 L0°
- 03.20.061 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x12 L0°
- 03.20.062 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x13 L0°
- 03.20.063 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x14 L0°
- 03.20.064 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x15 L0°
- 03.20.066 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x9 L5°
- 03.20.067 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x10 L5°
- 03.20.068 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x11 L5°
- 03.20.069 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x12 L5°
- 03.20.070 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x13 L5°
- 03.20.071 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x14 L5°
- 03.20.072 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x15 L5°
- 03.20.073 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x11 L10°
- 03.20.074 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x12 L10°
- 03.20.075 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x13 L10°
- 03.20.076 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x14 L10°
- 03.20.077 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x30x15 L10°
- 03.20.078 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x8 L0°
- 03.20.079 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x10 L0°
- 03.20.080 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x12 L0°
- 03.20.081 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x14 L0°
- 03.20.082 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x10 L5°
- 03.20.083 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x12 L5°
- 03.20.084 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x14 L5°
- 03.20.085 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x12 L10°
- 03.20.086 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x32x14 L10°
- 03.20.087 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x7 L0°
- 03.20.088 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x8 L0°

A handwritten mark, possibly a signature or initials, is located at the bottom left of the page. It consists of a single, fluid, upward-sloping stroke.

- 03.20.089 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x9 L0°
- 03.20.090 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x10 L0°
- 03.20.091 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x11 L0°
- 03.20.092 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x12 L0°
- 03.20.093 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x13 L0°
- 03.20.094 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x14 L0°
- 03.20.095 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x15 L0°
- 03.20.096 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x9 L5°
- 03.20.097 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x10 L5°
- 03.20.098 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x11 L5°
- 03.20.099 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x12 L5°
- 03.20.100 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x13 L5°
- 03.20.101 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x14 L5°
- 03.20.102 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x15 L5°
- 03.20.103 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x12 L10°
- 03.20.104 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x13 L10°
- 03.20.105 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x14 L10°
- 03.20.106 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x34x15 L10°
- 03.20.107 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x8 L0°
- 03.20.108 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x10 L0°
- 03.20.109 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x12 L0°
- 03.20.110 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x14 L0°
- 03.20.111 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x10 L5°
- 03.20.112 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x12 L5°
- 03.20.113 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x14 L5°
- 03.20.114 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x12 L10°
- 03.20.115 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x36x14 L10°
- 03.20.116 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x8 L0°
- 03.20.117 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x10 L0°
- 03.20.118 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x12 L0°
- 03.20.119 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x14 L0°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.20.120 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x10 L5°
- 03.20.121 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x12 L5°
- 03.20.122 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x14 L5°
- 03.20.123 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x12 L10°
- 03.20.124 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo 12x40x14 L10°
- 03.21.029 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x8 L0°
- 03.21.030 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x10 L0°
- 03.21.031 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x12 L0°
- 03.21.032 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x14 L0°
- 03.21.033 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x8 L5°
- 03.21.034 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x10 L5°
- 03.21.035 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x12 L5°
- 03.21.036 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x14 L5°
- 03.21.037 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x10 L10°
- 03.21.038 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x12 L10°
- 03.21.039 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x22x14 L10°
- 03.21.040 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x8 L0°
- 03.21.041 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x10 L0°
- 03.21.042 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x12 L0°
- 03.21.043 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x14 L0°
- 03.21.044 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x8 L5°
- 03.21.045 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x10 L5°
- 03.21.046 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x12 L5°
- 03.21.047 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x14 L5°
- 03.21.048 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x10 L10°
- 03.21.049 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x12 L10°
- 03.21.050 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior 11x25x14 L10°
- 03.23.051 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x8 L5°

- 03.23.052 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x9 L5°
- 03.23.056 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x10 L5°
- 03.23.053 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x11 L5°
- 03.23.057 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x12 L5°
- 03.23.054 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x13 L5°
- 03.23.058 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x14 L5°
- 03.23.055 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x30x15 L5°
- 03.23.061 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x8 L5°
- 03.23.062 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x9 L5°
- 03.23.066 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x10 L5°
- 03.23.063 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x11 L5°
- 03.23.067 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x12 L5°
- 03.23.064 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x13 L5°
- 03.23.068 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x14 L5°
- 03.23.065 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x30x15 L5°
- 03.23.071 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x8 L5°
- 03.23.072 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x9 L5°
- 03.23.076 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x10 L5°
- 03.23.073 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x11 L5°
- 03.23.077 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x12 L5°
- 03.23.074 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x13 L5°
- 03.23.078 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x14 L5°
- 03.23.075 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 12x34x15 L5°
- 03.23.081 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x8 L5°
- 03.23.082 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x9 L5°
- 03.23.086 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x10 L5°
- 03.23.083 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x11 L5°
- 03.23.087 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x12 L5°
- 03.23.084 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x13 L5°
- 03.23.088 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x14 L5°
- 03.23.085 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal 14x34x15 L5°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.23.151 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 12x30x8 L5°
- 03.23.152 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 12x30x9 L5°
- 03.23.156 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 12x30x10 L5°
- 03.23.153 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 12x30x11 L5°
- 03.23.157 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 12x30x12 L5°
- 03.23.154 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 12x30x13 L5°
- 03.23.158 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 12x30x14 L5°
- 03.23.155 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 12x30x15 L5°
- 03.23.161 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 14x30x8 L5°
- 03.23.162 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 14x30x9 L5°
- 03.23.166 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 14x30x10 L5°
- 03.23.163 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 14x30x11 L5°
- 03.23.167 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 14x30x12 L5°
- 03.23.164 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 14x30x13 L5°

03.23.168 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
14x30x14 L5°

03.23.165 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
14x30x15 L5°

03.23.171 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 12x34x8
L5°

03.23.172 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 12x34x9
L5°

03.23.176 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
12x34x10 L5°

03.23.173 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
12x34x11 L5°

03.23.177 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
12x34x12 L5°

03.23.174 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
12x34x13 L5°

03.23.178 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
12x34x14 L5°

03.23.175 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
12x34x15 L5°

03.23.181 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 14x34x8
L5°

03.23.182 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK 14x34x9
L5°

03.23.186 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
14x34x10 L5°

03.23.183 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
14x34x11 L5°

03.23.187 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
14x34x12 L5°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.23.184 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
14x34x13 L5°
- 03.23.188 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
14x34x14 L5°
- 03.23.185 Dispositivo de Fusión Intersomática Transforaminal TIPEEK
14x34x15 L5°
- 03.26.001 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x7 L0°
- 03.26.002 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x9 L0°
- 03.26.003 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x11 L0°
- 03.26.004 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x13 L0°
- 03.26.005 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x15 L0°
- 03.26.006 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x9 L5°
- 03.26.007 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x11 L5°
- 03.26.008 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x13 L5°
- 03.26.009 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x15 L5°
- 03.26.010 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x13 L10°
- 03.26.011 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x15 L10°
- 03.26.012 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x7 L0°
- 03.26.013 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x9 L0°
- 03.26.014 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x11 L0°
- 03.26.015 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x13 L0°
- 03.26.016 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x15 L0°
- 03.26.017 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x9 L5°
- 03.26.018 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x11 L5°
- 03.26.019 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x13 L5°
- 03.26.020 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x15 L5°
- 03.26.021 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x13 L10°
- 03.26.022 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x15 L10°

✓

- 03.26.023 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x7 L0°
- 03.26.024 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x9 L0°
- 03.26.025 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x11 L0°
- 03.26.026 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x13 L0°
- 03.26.027 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x15 L0°
- 03.26.028 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x9 L5°
- 03.26.029 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x11 L5°
- 03.26.030 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x13 L5°
- 03.26.031 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x15 L5°
- 03.26.032 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x13 L10°
- 03.26.033 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x15 L10°
- 03.27.001 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x7 L0°
- 03.27.002 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x9 L0°
- 03.27.003 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x11 L0°
- 03.27.004 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x13 L0°
- 03.27.005 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x15 L0°
- 03.27.006 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x7 L5°
- 03.27.007 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x9 L5°
- 03.27.008 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x11 L5°
- 03.27.009 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x13 L5°
- 03.27.010 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x15 L5°
- 03.27.011 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x9 L10°
- 03.27.012 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x11 L10°
- 03.27.013 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x13 L10°
- 03.27.014 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x15 L10°
- 03.27.015 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x7 L0°
- 03.27.016 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x9 L0°
- 03.27.017 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x11 L0°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.27.018 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x13 L0°
- 03.27.019 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x15 L0°
- 03.27.020 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x7 L5°
- 03.27.021 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x9 L5°
- 03.27.022 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x11 L5°
- 03.21.023 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x13 L5°
- 03.27.024 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x15 L5°
- 03.27.025 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x9 L10°
- 03.27.026 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x11 L10°
- 03.27.027 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x13 L10°
- 03.27.028 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x15 L10°
- 03.26.034 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x7 L0°
- 03.26.035 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x8 L0°
- 03.26.036 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x9 L0°
- 03.26.037 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x10 L0°
- 03.26.038 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x11 L0°
- 03.26.039 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x12 L0°
- 03.26.040 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x13 L0°
- 03.26.041 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x14 L0°
- 03.26.042 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x15 L0°
- 03.26.044 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x9 L5°
- 03.26.045 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x10 L5°
- 03.26.046 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x11 L5°
- 03.26.047 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x12 L5°
- 03.26.048 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x13 L5°

- 03.26.049 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x14 L5°
- 03.26.050 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x15 L5°
- 03.26.051 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x11 L10°
- 03.26.052 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x12 L10°
- 03.26.054 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x14 L10°
- 03.26.055 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x28x15 L10°
- 03.26.056 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x7 L0°
- 03.26.057 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x8 L0°
- 03.26.058 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x9 L0°
- 03.26.059 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x10 L0°
- 03.26.060 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x11 L0°
- 03.26.061 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x12 L0°
- 03.26.062 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x13 L0°
- 03.26.063 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x14 L0°
- 03.26.064 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x15 L0°
- 03.26.066 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x9 L5°
- 03.26.067 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x10 L5°
- 03.26.068 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x11 L5°
- 03.26.069 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x12 L5°
- 03.26.070 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x13 L5°
- 03.26.071 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x14 L5°
- 03.26.072 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x15 L5°
- 03.26.073 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x11 L10°
- 03.26.074 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x12 L10°
- 03.26.075 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x13 L10°
- 03.26.076 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x14 L10°
- 03.26.077 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x30x15 L10°
- 03.26.078 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x8 L0°
- 03.26.079 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x10 L0°
- 03.26.080 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x12 L0°
- 03.26.081 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x14 L0°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.26.082 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x10 L5°
- 03.26.083 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x12 L5°
- 03.26.084 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x14 L5°
- 03.26.085 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x12 L10°
- 03.26.086 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x32x14 L10°
- 03.26.087 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x7 L0°
- 03.26.088 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x8 L0°
- 03.26.089 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x9 L0°
- 03.26.090 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x10 L0°
- 03.26.091 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x11 L0°
- 03.26.092 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x12 L0°
- 03.26.093 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x13 L0°
- 03.26.094 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x14 L0°
- 03.26.095 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x15 L0°
- 03.26.096 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x9 L5°
- 03.26.097 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x10 L5°
- 03.26.098 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x11 L5°
- 03.26.099 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x12 L5°
- 03.26.100 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x13 L5°
- 03.26.101 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x14 L5°
- 03.26.102 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x15 L5°
- 03.26.103 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x12 L10°
- 03.26.104 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x13 L10°
- 03.26.105 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x14 L10°
- 03.26.106 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x34x15 L10°
- 03.26.107 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x8 L0°
- 03.26.108 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x10 L0°
- 03.26.109 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x12 L0°

- 03.26.110 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x14 L0°
- 03.26.111 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x10 L5°
- 03.26.112 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x12 L5°
- 03.26.113 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x14 L5°
- 03.26.114 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x12 L10°
- 03.26.115 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x36x14 L10°
- 03.26.116 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x8 L0°
- 03.26.117 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x10 L0°
- 03.26.118 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x12 L0°
- 03.26.119 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x14 L0°
- 03.26.120 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x10 L5°
- 03.26.121 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x12 L5°
- 03.26.122 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x14 L5°
- 03.26.123 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x12 L10°
- 03.26.124 Dispositivo de Fusión Intersomática Oblicuo PEEK/Ti 12x40x14 L10°
- 03.27.029 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x8 L0°
- 03.27.030 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x10 L0°
- 03.27.031 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x12 L0°
- 03.27.032 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x14 L0°
- 03.27.033 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x8 L5°
- 03.27.034 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x10 L5°
- 03.27.035 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x12 L5°
- 03.27.036 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x14 L5°
- 03.27.037 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x10 L10°
- 03.27.038 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x12 L10°
- 03.27.039 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x22x14 L10°
- 03.27.040 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x8 L0°
- 03.27.041 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x10 L0°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.27.042 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x12 L0°
- 03.27.043 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x14 L0°
- 03.27.044 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x8 L5°
- 03.27.045 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x10 L5°
- 03.27.046 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x12 L5°
- 03.27.047 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x14 L5°
- 03.27.048 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x10 L10°
- 03.27.049 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x12 L10°
- 03.27.050 Dispositivo de Fusión Intersomática Posterior PEEK/Ti 11x25x14 L10°
- 03.30.001 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 5°
- 03.30.002 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 5°
- 03.30.003 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 5°
- 03.30.004 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 5°
- 03.30.005 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 5°
- 03.30.006 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 10°
- 03.30.007 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 10°
- 03.30.008 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 10°
- 03.30.009 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 10°
- 03.30.010 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 10°
- 03.30.011 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 15°
- 03.30.012 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 15°
- 03.30.013 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 15°
- 03.30.014 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 15°
- 03.30.015 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 15°
- 03.30.016 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 5°

- 03.30.017 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 5°
- 03.30.018 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 5°
- 03.30.019 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x16 Lordosis 5°
- 03.30.020 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x18 Lordosis 5°
- 03.30.021 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 10°
- 03.30.022 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 10°
- 03.30.023 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 10°
- 03.30.024 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x16 Lordosis 10°
- 03.30.025 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x18 Lordosis 10°
- 03.30.026 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 15°
- 03.30.027 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 15°
- 03.30.028 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 15°
- 03.30.029 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x16 Lordosis 15°
- 03.30.030 Cajetín PEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x18 Lordosis 15°
- 03.30.101 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x25
- 03.30.102 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x30
- 03.30.103 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x35
- 03.30.107 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x40
- 03.30.104 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x25
- 03.30.105 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x30
- 03.30.106 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x35
- 03.30.108 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x40
- 03.30.121 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x25 (Doble Paquete)
- 03.30.122 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x30 (Doble Paquete)
- 03.30.123 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x35 (Doble Paquete)
- 03.30.127 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x40 (Doble Paquete)
- 03.30.124 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x25 (Doble Paquete)
- 03.30.125 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x30 (Doble Paquete)
- 03.30.126 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x35 (Doble Paquete)
- 03.30.128 Tornillo Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x40 (Doble Paquete)
- 03.30.201 Placa de Nivelación Autónoma Anterior MectaLIF A. 12 mm





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.30.202 Placa de Nivelación Autónoma Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.203 Placa de Nivelación Autónoma Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.204 Placa de Nivelación Autónoma Anterior MectaLIF A. 18 mm
- 03.30.211 Placa Larga Autónoma Anterior MectaLIF A. 10 mm
- 03.30.212 Placa Larga Autónoma Anterior MectaLIF A. 12 mm
- 03.30.213 Placa Larga Autónoma Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.214 Placa Larga Autónoma Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.215 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 18 mm
- 03.30.221 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 10 mm
- 03.30.222 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 12 mm
- 03.30.223 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.224 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.225 Placa L5-S1 Autónoma Anterior MectaLIF A. 18 mm
- 03.30.241 Placa Lateral Autónoma Anterior MectaLIF A. 10 mm
- 03.30.242 Placa Lateral Autónoma Anterior MectaLIF A. 12 mm
- 03.30.243 Placa Lateral Autónoma Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.244 Placa Lateral Autónoma Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.245 Placa Lateral Autónoma Anterior MectaLIF A. 18 mm
- 03.31.001 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 5°
- 03.31.002 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 5°
- 03.31.003 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 5°
- 03.31.004 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 5°
- 03.31.005 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 5°
- 03.31.006 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 10°
- 03.31.007 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 10°
- 03.31.008 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 10°
- 03.31.009 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 10°
- 03.31.010 Cajetín TiPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 10°

✓

- 03.31.011 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x10 Lordosis 15°
- 03.31.012 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x12 Lordosis 15°
- 03.31.013 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x14 Lordosis 15°
- 03.31.014 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x16 Lordosis 15°
- 03.31.015 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 24x31x18 Lordosis 15°
- 03.31.016 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 5°
- 03.31.017 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 5°
- 03.31.018 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 5°
- 03.31.019 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x16 Lordosis 5°
- 03.31.020 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x18 Lordosis 5°
- 03.31.021 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 10°
- 03.31.022 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 10°
- 03.31.023 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 10°
- 03.31.024 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x16 Lordosis 10°
- 03.31.025 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x18 Lordosis 10°
- 03.31.026 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x10 Lordosis 15°
- 03.31.027 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x12 Lordosis 15°
- 03.31.028 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x14 Lordosis 15°
- 03.31.029 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x16 Lordosis 15°
- 03.31.030 Cajetín TIPEEK Autónomo Anterior MectaLIF 27x35x18 Lordosis 15°
- 03.30.111 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x25
- 03.30.112 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x30
- 03.30.113 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x35
- 03.30.114 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x40
- 03.30.115 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x25
- 03.30.116 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x30
- 03.30.117 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x35
- 03.30.118 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x40
- 03.30.131 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x25 (Doble Paquete)





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- 03.30.132 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x30 (Doble Paquete)
- 03.30.133 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x35 (Doble Paquete)
- 03.30.134 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5x40 (Doble Paquete)
- 03.30.135 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x25 (Doble Paquete)
- 03.30.136 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x30 (Doble Paquete)
- 03.30.137 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x35 (Doble Paquete)
- 03.30.138 Tornillo Mejorado Autónomo Anterior MectaLIF Diám. 5.5x40 (Doble Paquete)
- 03.30.232 Placa Híbrida Autónoma Anterior MectaLIF A. 12 mm
- 03.30.233 Placa Híbrida Autónoma Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.234 Placa Híbrida Autónoma Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.235 Placa Híbrida Autónoma Anterior MectaLIF A. 18 mm
- 03.30.251 Placa Simple Anterior MectaLIF A. 10 mm
- 03.30.252 Placa Simple Anterior MectaLIF A. 12 mm
- 03.30.253 Placa Simple Anterior MectaLIF A. 14 mm
- 03.30.254 Placa Simple Anterior MectaLIF A. 16 mm
- 03.30.255 Placa Simple Anterior MectaLIF A. 18 mm

INSTRUMENTAL ASOCIADO

- 03.29.10.0001 Introdutor Mecta-C
- 03.29.10.0002 Compactador de Injertos Óseos
- 03.29.10.0003 Bloque de Rellenado Óseo Mecta-C
- 03.29.10.0004 Fórceps Mecta-C

- 03.29.10.0006 Raspador Mecta-C
- 03.29.10.0007 Cajitas de Prueba Cervicales – Primarias
- 03.29.10.0401 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x4 L7°
- 03.29.10.0402 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x5 L7°
- 03.29.10.0403 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x6 L7°
- 03.29.10.0404 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x7 L7°
- 03.29.10.0405 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x8 L7°
- 03.29.10.0406 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x9 L7°
- 03.29.10.0407 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x4 L7°
- 03.29.10.0408 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x5 L7°
- 03.29.10.0409 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x6 L7°
- 03.29.10.0410 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x7 L7°
- 03.29.10.0411 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x8 L7°
- 03.29.10.0412 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 12x14x9 L7°
- 03.29.10.0413 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x4 L7°
- 03.29.10.0414 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x5 L7°
- 03.29.10.0415 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x6 L7°
- 03.29.10.0416 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x7 L7°
- 03.29.10.0417 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x8 L7°
- 03.29.10.0418 Implante de prueba modular Plano Mecta-C 15x18x9 L7°
- 03.29.10.0501 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x4 L5°
- 03.29.10.0502 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x5 L5°
- 03.29.10.0503 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x6 L5°
- 03.29.10.0504 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x7 L5°
- 03.29.10.0505 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x8 L5°
- 03.29.10.0506 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x14x9 L5°
- 03.29.10.0507 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x4 L5°
- 03.29.10.0508 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x5 L5°
- 03.29.10.0509 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x6 L5°
- 03.29.10.0510 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x7 L5°
- 03.29.10.0511 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x8 L5°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.29.10.0512	Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x14x9 L5°
03.29.10.0513	Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x4 L5°
03.29.10.0514	Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x5 L5°
03.29.10.0515	Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x6 L5°
03.29.10.0516	Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x7 L5°
03.29.10.0517	Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x8 L5°
03.29.10.0518	Implante de prueba modular convexo Mecta-C 15x18x9 L5°
03.29.10.0300	Bandeja de Instrumental Mecta-C
03.29.10.0419	Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x4 L7°
03.29.10.0420	Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x5 L7°
03.29.10.0421	Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x6 L7°
03.29.10.0422	Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x7 L7°
03.29.10.0423	Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x8 L7°
03.29.10.0424	Implante de prueba modular plano Mecta-C 12x16x9 L7°
03.29.10.0425	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x4 L7°
03.29.10.0426	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x5 L7°
03.29.10.0427	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x6 L7°
03.29.10.0428	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x7 L7°
03.29.10.0429	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x8 L7°
03.29.10.0430	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x14x9 L7°
03.29.10.0431	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x4 L7°
03.29.10.0432	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x5 L7°
03.29.10.0433	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x6 L7°
03.29.10.0434	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x7 L7°
03.29.10.0435	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x8 L7°
03.29.10.0436	Implante de prueba modular plano Mecta-C 14x16x9 L7°
03.29.10.0519	Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x4 L5°
03.29.10.0520	Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x5 L5°



- 03.29.10.0521 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x6 L5°
- 03.29.10.0522 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x7 L5°
- 03.29.10.0523 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x8 L5°
- 03.29.10.0524 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 12x16x9 L5°
- 03.29.10.0525 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x4 L5°
- 03.29.10.0526 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x5 L5°
- 03.29.10.0527 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x6 L5°
- 03.29.10.0528 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x7 L5°
- 03.29.10.0529 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x8 L5°
- 03.29.10.0530 Implante de prueba modular convexo Mecta-C 14x16x9 L5°
- 03.29.10.0008 Pruebas Cervicales Caddy
- 03.29.10.0009 Insertador Cervical de Eje Interno
- 03.29.10.0010 Insertador Cervical de Eje Externo
- 03.29.10.0101 Eje Interno Simple – Insertador Cervical Pequeño
- 03.29.10.0102 Eje Interno de Rescate – Insertador Cervical Pequeño
- 03.29.10.0103 Insertador Cervical Pequeño
- 03.29.10.0104 Tubo de tope mecánico Mecta-C
- 03.29.10.0601 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x4 L7°
- 03.29.10.0602 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x5 L7°
- 03.29.10.0603 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x6 L7°
- 03.29.10.0604 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x7 L7°
- 03.29.10.0605 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x8 L7°
- 03.29.10.0606 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x12x9 L7°
- 03.29.10.0607 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x4 L7°
- 03.29.10.0608 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x5 L7°
- 03.29.10.0609 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x6 L7°
- 03.29.10.0610 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x7 L7°
- 03.29.10.0611 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x8 L7°
- 03.29.10.0612 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x12x9 L7°
- 03.29.10.0613 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x4 L7°
- 03.29.10.0614 Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x5 L7°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.29.10.0615	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x6 L7°
03.29.10.0616	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x7 L7°
03.29.10.0617	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x8 L7°
03.29.10.0618	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 14x14x9 L7°
03.29.10.0619	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x4 L7°
03.29.10.0620	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x5 L7°
03.29.10.0621	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x6 L7°
03.29.10.0622	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x7 L7°
03.29.10.0623	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x8 L7°
03.29.10.0624	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 16x14x9 L7°
03.29.10.0625	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x4 L7°
03.29.10.0626	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x5 L7°
03.29.10.0627	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x6 L7°
03.29.10.0628	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x7 L7°
03.29.10.0629	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x8 L7°
03.29.10.0630	Implante de prueba Lollipop Mecta-C plano 18x15x9 L7°
03.29.10.0701	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x4 L7°
03.29.10.0702	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x5 L7°
03.29.10.0703	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x6 L7°
03.29.10.0704	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x7 L7°
03.29.10.0705	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x8 L7°
03.29.10.0706	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x12x9 L7°
03.29.10.0707	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x4 L7°
03.29.10.0708	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x5 L7°
03.29.10.0709	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x6 L7°
03.29.10.0710	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x7 L7°
03.29.10.0711	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x8 L7°
03.29.10.0712	Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x12x9 L7°

03.29.10.0713 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x4 L7°
03.29.10.0714 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x5 L7°
03.29.10.0715 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x6 L7°
03.29.10.0716 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x7 L7°
03.29.10.0717 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x8 L7°
03.29.10.0718 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 14x14x9 L7°
03.29.10.0719 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x4 L7°
03.29.10.0720 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x5 L7°
03.29.10.0721 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x6 L7°
03.29.10.0722 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x7 L7°
03.29.10.0723 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x8 L7°
03.29.10.0724 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 16x14x9 L7°
03.29.10.0725 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x4 L7°
03.29.10.0726 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x5 L7°
03.29.10.0727 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x6 L7°
03.29.10.0728 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x7 L7°
03.29.10.0729 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x8 L7°
03.29.10.0730 Implante de prueba Lollipop Mecta-C convexo 18x15x9 L7°
03.22.10.0001 Prueba MectaLIF Posterior, 7mm, 5°
03.22.10.0002 Prueba MectaLIF Posterior, 9mm, 5°
03.22.10.0003 Prueba MectaLIF Posterior, 11mm, 5°
03.22.10.0004 Prueba MectaLIF Posterior, 13mm, 5°
03.22.10.0005 Prueba MectaLIF Posterior, 15mm, 5°
03.22.10.0006 Prueba MectaLIF Oblicuo, 7mm, 0°
03.22.10.0007 Prueba MectaLIF Oblicuo, 9mm, 5°
03.22.10.0008 Prueba MectaLIF Oblicuo, 11mm, 5°
03.22.10.0009 Prueba MectaLIF Oblicuo, 13mm, 5°
03.22.10.0010 Prueba MectaLIF Oblicuo, 15mm, 5°
03.22.10.0011 Insertador MectaLIF Posterior
03.22.10.0012 Insertador MectaLIF Oblicuo
03.22.10.0013 Bloque de Rellenado Óseo






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.22.10.0014	Martillo Ranurado
03.22.10.0017	Impactador de Implante MectaLIF Posterior
03.22.10.0018	Impactador de Implante MectaLIF Oblicuo
03.22.10.0019	Impactador de Injerto Óseo Recto
03.22.10.0020	Impactador de Injerto Óseo Curvo
03.22.10.0021	Impactador de Injerto Óseo Angulado
03.22.10.0022	Impactador de Injerto Óseo Plano
03.22.10.0300	Bandeja de Instrumental Sistema Cajetín Posterior
03.22.10.0029	Bandeja de Implante - 5 niveles
03.22.10.0030	Prueba MectaLIF Posterior, 7mm, 0°
03.22.10.0031	Prueba MectaLIF Posterior, 9mm, 0°
03.22.10.0032	Prueba MectaLIF Posterior, 11mm, 0°
03.22.10.0033	Prueba MectaLIF Posterior, 13mm, 0°
03.22.10.0034	Prueba MectaLIF Posterior, 15mm, 0°
03.22.10.0036	Prueba MectaLIF Posterior, 9mm, 10°
03.22.10.0037	Prueba MectaLIF Posterior, 11mm, 10°
03.22.10.0038	Prueba MectaLIF Posterior, 13mm, 10°
03.22.10.0039	Prueba MectaLIF Posterior, 15mm, 10°
03.22.10.0041	Prueba MectaLIF Oblicuo, 9mm, 0°
03.22.10.0042	Prueba MectaLIF Oblicuo, 11mm, 0°
03.22.10.0043	Prueba MectaLIF Oblicuo, 13mm, 0°
03.22.10.0044	Prueba MectaLIF Oblicuo, 15mm, 0°
03.22.10.0048	Prueba MectaLIF Oblicuo, 13mm, 10°
03.22.10.0049	Prueba MectaLIF Oblicuo, 15mm, 10°
03.22.10.0050	Extractor de Implante
03.22.10.0051	Cajitas de Prueba - Apéndice
03.22.10.0054	Cajitas de Prueba - Primarias
03.22.10.0100	Martillo de Golpeo

03.22.10.0055 Varilla Interior Oblicua/Posterior
03.22.10.0056 Mango Posterior MectaLIF
03.22.10.0057 Mango Oblicuo MectaLIF
03.22.10.0150 Prueba MectaLIF Posterior, 22x7mm 0° BN
03.22.10.0151 Prueba MectaLIF Posterior, 22x8mm 0° BN
03.22.10.0152 Prueba MectaLIF Posterior, 22x9mm, 0° BN
03.22.10.0153 Prueba MectaLIF Posterior, 22x10mm, 0° BN
03.22.10.0154 Prueba MectaLIF Posterior, 22x11mm, 0° BN
03.22.10.0155 Prueba MectaLIF Posterior, 22x12mm, 0° BN
03.22.10.0156 Prueba MectaLIF Posterior, 22x13mm, 0° BN
03.22.10.0157 Prueba MectaLIF Posterior, 22x14mm, 0° BN
03.22.10.0158 Prueba MectaLIF Posterior, 22x15mm, 0° BN
03.22.10.0159 Prueba MectaLIF Posterior, 22x7mm 5° BN
03.22.10.0160 Prueba MectaLIF Posterior, 22x8mm 5° BN
03.22.10.0161 Prueba MectaLIF Posterior, 22x9mm 5° BN
03.22.10.0162 Prueba MectaLIF Posterior, 22x10mm 5° BN
03.22.10.0163 Prueba MectaLIF Posterior, 22x11mm 5° BN
03.22.10.0164 Prueba MectaLIF Posterior, 22x12mm 5° BN
03.22.10.0165 Prueba MectaLIF Posterior, 22x13mm 5° BN
03.22.10.0166 Prueba MectaLIF Posterior, 22x14mm 5° BN
03.22.10.0167 Prueba MectaLIF Posterior, 22x15mm 5° BN
03.22.10.0168 Prueba MectaLIF Posterior, 22x9mm, 10° BN
03.22.10.0169 Prueba MectaLIF Posterior, 22x10mm, 10° BN
03.22.10.0170 Prueba MectaLIF Posterior, 22x11mm, 10° BN
03.22.10.0171 Prueba MectaLIF Posterior, 22x12mm, 10° BN
03.22.10.0172 Prueba MectaLIF Posterior, 22x13mm, 10° BN
03.22.10.0173 Prueba MectaLIF Posterior, 22x14mm, 10° BN
03.22.10.0174 Prueba MectaLIF Posterior, 22x15mm, 10° BN
03.22.10.0175 Prueba MectaLIF Posterior, 25x7mm 0° BN
03.22.10.0176 Prueba MectaLIF Posterior, 25x8mm 0° BN
03.22.10.0177 Prueba MectaLIF Posterior, 25x9mm, 0° BN





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.22.10.0178	Prueba MectaLIF Posterior, 25x10mm, 0° BN
03.22.10.0179	Prueba MectaLIF Posterior, 25x11mm, 0° BN
03.22.10.0180	Prueba MectaLIF Posterior, 25x12mm, 0° BN
03.22.10.0181	Prueba MectaLIF Posterior, 25x13mm, 0° BN
03.22.10.0182	Prueba MectaLIF Posterior, 25x14mm, 0° BN
03.22.10.0183	Prueba MectaLIF Posterior, 25x15mm, 0° BN
03.22.10.0184	Prueba MectaLIF Posterior, 25x7mm 5° BN
03.22.10.0185	Prueba MectaLIF Posterior, 25x8mm 5° BN
03.22.10.0186	Prueba MectaLIF Posterior, 25x9mm 5° BN
03.22.10.0187	Prueba MectaLIF Posterior, 25x10mm 5° BN
03.22.10.0188	Prueba MectaLIF Posterior, 25x11mm 5° BN
03.22.10.0189	Prueba MectaLIF Posterior, 25x12mm 5° BN
03.22.10.0190	Prueba MectaLIF Posterior, 25x13mm 5° BN
03.22.10.0191	Prueba MectaLIF Posterior, 25x14mm 5° BN
03.22.10.0192	Prueba MectaLIF Posterior, 25x15mm 5° BN
03.22.10.0193	Prueba MectaLIF Posterior, 25x9mm, 10° BN
03.22.10.0194	Prueba MectaLIF Posterior, 25x10mm, 10° BN
03.22.10.0195	Prueba MectaLIF Posterior, 25x11mm, 10° BN
03.22.10.0196	Prueba MectaLIF Posterior, 25x12mm, 10° BN
03.22.10.0197	Prueba MectaLIF Posterior, 25x13mm, 10° BN
03.22.10.0198	Prueba MectaLIF Posterior, 25x14mm, 10° BN
03.22.10.0199	Prueba MectaLIF Posterior, 25x15mm, 10°
03.22.10.0200	Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x7mm 0° BN
03.22.10.0201	Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x8mm 0° BN
03.22.10.0202	Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x9mm, 0° BN
03.22.10.0203	Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x10mm, 0° BN
03.22.10.0204	Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x11mm, 0° BN
03.22.10.0205	Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x12mm, 0° BN

03.22.10.0206 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x13mm, 0° BN
03.22.10.0207 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x14mm, 0° BN
03.22.10.0208 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x15mm, 0° BN
03.22.10.0209 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x9mm 5° BN
03.22.10.0210 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x10mm 5° BN
03.22.10.0211 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x11mm 5° BN
03.22.10.0212 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x12mm 5° BN
03.22.10.0213 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x13mm 5° BN
03.22.10.0214 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x14mm 5° BN
03.22.10.0215 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x15mm 5° BN
03.22.10.0216 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x11mm, 10° BN
03.22.10.0217 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x12mm, 10° BN
03.22.10.0218 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x13mm, 10° BN
03.22.10.0219 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x14mm, 10° BN
03.22.10.0220 Prueba MectaLIF Oblicuo, 28x15mm, 10° BN
03.22.10.0221 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x7mm 0° BN
03.22.10.0222 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x8mm 0° BN
03.22.10.0223 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x9mm, 0° BN
03.22.10.0224 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x10mm, 0° BN
03.22.10.0225 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x11mm, 0° BN
03.22.10.0226 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x12mm, 0° BN
03.22.10.0227 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x13mm, 0° BN
03.22.10.0228 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x14mm, 0° BN
03.22.10.0229 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x15mm, 0° BN
03.22.10.0230 Prueba MectaLIF Oblicuo , 32x9mm 5° BN
03.22.10.0231 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x10mm 5° BN
03.22.10.0232 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x11mm 5° BN
03.22.10.0233 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x12mm 5° BN
03.22.10.0234 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x13mm 5° BN
03.22.10.0235 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x14mm 5° BN
03.22.10.0236 Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x15mm 5° BN





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.22.10.0237	Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x12mm, 10° BN
03.22.10.0238	Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x13mm, 10° BN
03.22.10.0239	Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x14mm, 10° BN
03.22.10.0240	Prueba MectaLIF Oblicuo, 32x15mm, 10° BN
03.22.10.0241	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x7mm 0° BN
03.22.10.0242	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x8mm 0° BN
03.22.10.0243	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x9mm, 0° BN
03.22.10.0244	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x10mm, 0° BN
03.22.10.0245	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x11mm, 0° BN
03.22.10.0246	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x12mm, 0° BN
03.22.10.0247	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x13mm, 0° BN
03.22.10.0248	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x14mm, 0° BN
03.22.10.0249	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x15mm, 0° BN
03.22.10.0250	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x9mm 5° BN
03.22.10.0251	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x10mm 5° BN
03.22.10.0252	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x11mm 5° BN
03.22.10.0253	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x12mm 5° BN
03.22.10.0254	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x13mm 5° BN
03.22.10.0255	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x14mm 5° BN
03.22.10.0256	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x15mm 5° BN
03.22.10.0257	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x12mm, 10° BN
03.22.10.0258	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x13mm, 10° BN
03.22.10.0259	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x14mm, 10° BN
03.22.10.0260	Prueba MectaLIF Oblicuo, 36x15mm, 10° BN
03.22.10.0058	Cajitas de Prueba - Apéndice - BN
03.22.10.0261	Mango MectaLIF Posterior
03.22.10.0262	Mango MectaLIF Oblicuo
03.22.10.0263	Impactador de Implante MectaLIF Posterior

03.22.10.0264 Impactador de Implante MectaLIF Oblicuo
03.22.10.0266 Impactador de Injerto Óseo Recto
03.22.10.0267 Impactador de Injerto Óseo Curvo
03.22.10.0268 Impactador de Injerto Óseo Angulado
03.22.10.0269 Impactador de Injerto Óseo Plano
03.22.10.0271 Martillo Ranurado
03.22.10.0059 Cajita de Prueba MectaLIF – Unión
03.22.10.0310 Bandeja de instrumental Cajetín MectaLIF Posterior V2
03.22.10.0067 Tornillo de Ajuste Temporal
03.22.10.0069 Distractor de Tornillo a Tornillo
03.22.10.0420 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x7 L0°
03.22.10.0421 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x8 L0°
03.22.10.0422 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x9 L0°
03.22.10.0423 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x10 L0°
03.22.10.0424 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x11 L0°
03.22.10.0425 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x12 L0°
03.22.10.0426 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x13 L0°
03.22.10.0427 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x14 L0°
03.22.10.0428 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x15 L0°
03.22.10.0429 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x7 L0°
03.22.10.0430 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x8 L0°
03.22.10.0431 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x9 L0°
03.22.10.0432 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x10 L0°
03.22.10.0433 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x11 L0°
03.22.10.0434 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x12 L0°
03.22.10.0435 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x13 L0°
03.22.10.0436 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x14 L0°
03.22.10.0437 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x15 L0°
03.22.10.0438 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x7 L0°
03.22.10.0439 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x8 L0°
03.22.10.0440 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x9 L0°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.22.10.0441	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x10 L0°
03.22.10.0442	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x11 L0°
03.22.10.0443	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x12 L0°
03.22.10.0444	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x13 L0°
03.22.10.0445	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x14 L0°
03.22.10.0446	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x15 L0°
03.22.10.0447	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x9 L5°
03.22.10.0448	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x10 L5°
03.22.10.0449	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x11 L5°
03.22.10.0450	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x12 L5°
03.22.10.0451	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x13 L5°
03.22.10.0452	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x14 L5°
03.22.10.0453	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x15 L5°
03.22.10.0454	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x9 L5°
03.22.10.0455	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x10 L5°
03.22.10.0456	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x11 L5°
03.22.10.0457	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x12 L5°
03.22.10.0458	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x13 L5°
03.22.10.0459	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x14 L5°
03.22.10.0460	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x15 L5°
03.22.10.0461	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x9 L5°
03.22.10.0462	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x10 L5°
03.22.10.0463	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x11 L5°
03.22.10.0464	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x12 L5°
03.22.10.0465	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x13 L5°
03.22.10.0466	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x14 L5°
03.22.10.0467	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x15 L5°
03.22.10.0468	Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x11 L10°

03.22.10.0469 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x12 L10°
03.22.10.0470 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x13 L10°
03.22.10.0471 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x14 L10°
03.22.10.0472 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 28x15 L10°
03.22.10.0473 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x12 L10°
03.22.10.0474 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x13 L10°
03.22.10.0475 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x14 L10°
03.22.10.0476 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 32x15 L10°
03.22.10.0477 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x12 L10°
03.22.10.0478 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x13 L10°
03.22.10.0479 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x14 L10°
03.22.10.0480 Prueba MectaLIF Oblicuo Lollipop 36x15 L10°
03.22.10.0500 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x7 L0°
03.22.10.0501 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x8 L0°
03.22.10.0502 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x9 L0°
03.22.10.0503 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x10 L0°
03.22.10.0504 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x11 L0°
03.22.10.0505 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x12 L0°
03.22.10.0506 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x13 L0°
03.22.10.0507 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x14 L0°
03.22.10.0508 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x15 L0°
03.22.10.0509 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x7 L0°
03.22.10.0510 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x8 L0°
03.22.10.0511 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x9 L0°
03.22.10.0512 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x10 L0°
03.22.10.0513 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x11 L0°
03.22.10.0514 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x12 L0°
03.22.10.0515 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x13 L0°
03.22.10.0516 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x14 L0°
03.22.10.0517 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x15 L0°
03.22.10.0518 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x7 L5°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.22.10.0519	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x8 L5°
03.22.10.0520	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x9 L5°
03.22.10.0521	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x10 L5°
03.22.10.0522	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x11 L5°
03.22.10.0523	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x12 L5°
03.22.10.0524	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x13 L5°
03.22.10.0525	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x14 L5°
03.22.10.0526	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x15 L5°
03.22.10.0527	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x7 L5°
03.22.10.0528	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x8 L5°
03.22.10.0529	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x9 L5°
03.22.10.0530	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x10 L5°
03.22.10.0531	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x11 L5°
03.22.10.0532	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x12 L5°
03.22.10.0533	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x13 L5°
03.22.10.0534	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x14 L5°
03.22.10.0535	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x15 L5°
03.22.10.0536	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x9 L10°
03.22.10.0537	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x10 L10°
03.22.10.0538	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x11 L10°
03.22.10.0539	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x12 L10°
03.22.10.0540	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x13 L10°
03.22.10.0541	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x14 L10°
03.22.10.0542	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 22x15 L10°
03.22.10.0543	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x9 L10°
03.22.10.0544	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x10 L10°
03.22.10.0545	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x11 L10°
03.22.10.0546	Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x12 L10°

03.22.10.0547 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x13 L10°
03.22.10.0548 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x14 L10°
03.22.10.0549 Prueba MectaLIF Posterior Lollipop 25x15 L10°
03.22.10.0070 Eje Interior ensamblado corto
03.22.10.0293 Trépano para Ilión
03.22.10.0297 Embudo de Injerto Óseo
03.22.10.1001 Cureta de Anillo 7mm / 370mm - Recta
03.22.10.1002 Cureta de Anillo 10mm / 370mm - Recta
03.22.10.1003 Cureta de Anillo 7mm / 367mm - Angulada
03.22.10.1004 Cureta de Anillo 10mm / 367mm - Angulada
03.22.10.1005 Cureta de Anillo 7mm / 369mm - Doblada
03.22.10.1006 Cureta de Anillo 10mm / 369mm - Doblada
03.22.10.1007 Escofina 10mm / 372mm - Recta
03.22.10.1008 Escofina 10mm / 363mm - 45° Angulada Izquierda - Corta
03.22.10.1009 Escofina 10mm / 363mm - 45° Angulada Derecha - Corta
03.22.10.1010 Afeitador Derecho 7mm / 210 mm
03.22.10.1011 Afeitador Derecho 8mm / 210 mm
03.22.10.1012 Afeitador Derecho 9mm / 210 mm
03.22.10.1013 Afeitador Derecho 11mm / 210 mm
03.22.10.1014 Afeitador Derecho 13mm / 210 mm
03.22.10.1015 Afeitador Derecho 15mm / 210 mm
03.22.10.1016 Afeitador Izquierdo 7mm / 210 mm
03.22.10.1017 Afeitador Izquierdo 8mm / 210 mm
03.22.10.1018 Afeitador Izquierdo 9mm / 210 mm
03.22.10.1019 Afeitador Izquierdo 11mm / 210 mm
03.22.10.1020 Afeitador Izquierdo 13mm / 210 mm
03.22.10.1021 Afeitador Izquierdo 15mm / 210 mm
03.22.10.1022 Cureta de Copa 8x12mm / 370 mm Recta
03.22.10.1023 Cureta de Copa 8x12mm / 370 mm Recta - Dentada
03.22.10.1024 Cureta de Copa 8x12mm / 360mm - Push down
03.22.10.1025 Mango en T - Canulado





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.22.10.0301	Bandeja de Instrumental (Dorsal)
03.22.10.1026	Escofina ALIF 10mm / 420mm - Recta
03.22.10.1027	Escofina ALIF 10mm / 420mm - Angulada Izquierda
03.22.10.1028	Escofina ALIF 10mm / 420mm - Angulada Derecha
03.22.10.1029	Elevador de Cobb ALIF 18mm / 420 mm
03.22.10.1030	Cureta Cuchara ALIF - 8x12mm / 420mm - Recta
03.22.10.1031	Cureta Cuchara ALIF 8x12mm / 420mm - Angulada Izquierda
03.22.10.1032	Cureta Cuchara ALIF 8x12mm / 420mm - Angulada Derecha
03.22.10.1033	Cureta ALIF 13x20mm / 420 mm - Doblada 7.5°
03.22.10.1034	Cureta ALIF 8x14mm / 420 mm - Doblada 7.5°
03.22.10.1035	Afeitador ALIF 8mm / 326 mm Derecho
03.22.10.1036	Afeitador ALIF 9mm / 326 mm Derecho
03.22.10.1037	Afeitador ALIF 10mm / 326 mm Derecho
03.22.10.1038	Afeitador ALIF 11mm / 326 mm Derecho
03.22.10.1039	Afeitador ALIF 12mm / 326 mm Derecho
03.10.22.1040	Afeitador ALIF 13mm / 326 mm Derecho
03.22.10.1041	Afeitador ALIF 14mm / 326 mm Derecho
03.22.10.1042	Afeitador ALIF 15mm / 326 mm Derecho
03.22.10.1043	Afeitador ALIF 16mm / 326 mm Derecho
03.22.10.1044	Afeitador ALIF 17mm / 326 mm Derecho
03.22.10.1045	Afeitador ALIF 18mm / 326 mm Derecho
03.22.10.1046	Escofina ALIF 31x24mm / 420mm - Recta
03.22.10.1048	Escofina ALIF 31x24mm / 420mm - Angulada Derecha
03.22.10.1049	Válvula ALIF Izquierda
03.22.10.1050	Válvula ALIF Derecha
03.22.10. 1051	Cureta Cuchara 5x9mm / 370mm - Angulada Izquierda - McPhers

- 03.22.10. 1052 Cureta Cuchara 5x9mm / 370mm - Angulada Derecha - McPhers
- 03.22.10. 1053 Cureta Lágrima 8x14mm / 370mm - Doblada - McPhers
- 03.22.10. 1054 Cureta ALIF 3x5mm / 433mm - Ang 30° Arriba 15° Lado
- 03.22.10. 1055 Martillo ALIF 220mm
- 03.22.10.1060 Hoja Distractora acucharada 9x30mm - Rauschmann
- 03.22.10.2900 Distractor espinal S-L izquierdo multi-l 120mm
- S-0096 Tornillo de distracción espinal 12mm
- S-0097 Tornillo de distracción 14mm no- estéril 1 uso
- 03.22.10.2903 S-l retractor distractor derecho multi-l 120mm
- 03.22.10.2904 Taladro helicoidal de distracción espinal 1.7mm
- 03.22.10.2905 Hoja retractora roma S-l 23x35mm alum/azul
- 03.22.10.2906 Hoja retractora roma S-l 23x45mm alum/verde
- 03.22.10.2907 Hoja retractora roma S-l 23x55mm alum/negra
- 03.22.10.2908 Hoja retractora roma S-l 23x65mm alum/azul marino
- 03.22.10.2909 Hoja dentada corta S-l 23x30mm alum/plateada
- 03.22.10.2910 Hoja dentada corta S-l 23x40mm alum/roja
- 03.22.10.2911 Hoja dentada corta S-l 23x50mm alum/violeta
- 03.22.10.2912 Hoja dentada corta S-l 23x60mm alum/dorada
- 03.22.10.2913 Hoja dentada larga S-l 23x30mm alum/plateada
- 03.22.10.2914 Hoja dentada larga S-l 23x40mm alum/roja
- 03.22.10.2915 Hoja dentada larga S-l 23x50mm alum/violeta
- 03.22.10.2916 Hoja dentada larga S-l 23x60mm alum/dorada
- 03.22.10.2917 S-l micro hoja roma 35x14mm alum/azul
- 03.22.10.2918 S-l micro hoja roma 45x14mm alum/verde
- 03.22.10.2919 S-l micro hoja roma 55x14mm alum/negra
- 03.22.10.2920 S-l micro hoja dentada 14x35mm alum/azul
- 03.22.10.2921 S-l micro hoja dentada 45x14mm alum/verde
- 03.22.10.2922 S-l micro hoja dentada 55x14mm alum negra
- 03.22.10.2923 S-l calibre profundo 30-100mm color-codificado
- 03.22.10.2924 Guía de Taladro s-l Izquierda



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.22.10.2925	Destornillador p/distracción de tornillo
03.22.10.2926	Guía de Taladro derecha s-l
03.22.10.2927	Retractor de carga lateral anillado S-l
03.22.10.2928	Retractor de carga lateral transverso S-l 120mm
03.22.10.2929	Mango de retractor de bloqueo de carga lateral S-l
03.22.10.1056	Osteotomo ALIF 8mm / 420mm
03.22.10.1058	Elevador ALIF Penfield 4mm / 420mm
03.22.10.1059	Sonda p/ Nervio SØ2 / 420mm
03.22.10.1061	Cureta Copa ALIF 8x12mm / 420mm – Push
03.22.10.1063	Afeitador Derecho 6mm / 210 mm
03.22.10.1064	Afeitador Derecho 10mm / 210 mm
03.22.10.1065	Afeitador Derecho 12mm / 210 mm
03.22.10. 066	Afeitador Derecho 14mm / 210 mm
03.22.10.1067	Cureta Copa 8x12mm / 367mm Angulada Izquierda
03.22.10.1068	Cureta Copa 8x12mm / 367mm – Angulada Derecha
03.22.10.1069	Cureta Copa 3.2x5.3mm / 360mm - Dentada – Push
03.22.10.1070	Cuña 2mm / 100 mm
03.22.10.1071	Osteotomo 9.5mm / 370mm
03.22.10.1072	Válvula Recta Izquierda ALIF
03.22.10.1073	Válvula Recta Derecha ALIF
03.22.10.1074	Cureta Anillo 7mm / 363mm – Angulada
03.22.10.1075	Cureta Anillo 10mm / 370mm – Angulada
03.22.10.1076	Escofina 10mm / 373mm – Angulada Izquierda
03.22.10.1077	Escofina 10mm / 373mm – Angulada Derecha
03.22.10.1078	Cureta Copa 5x9mm / 360mm - Dentada – Push
03.22.10.1079	Cureta Cuchara 5x9mm / 367mm – Angulada Izquierda
03.22.10.1080	Cureta Cuchara 5x9mm / 367mm – Angulada Derecha
57.50.51	Retractor de la raíz Nerviosa

999.39.32	Roedor Pituitario Recto 4x10 250mm
990.04.00	Roedor Pituitario Recto 6x12 250mm
990.03.96	Roedor Pituitario Recto 4x10 400mm
990.03.95	Roedor Pituitario Recto 6x12 400mm
999.39.35	Roedor Pituitario Superior 4x10 250mm
990.04.02	Roedor Pituitario Superior 6x12 250mm
990.03.98	Roedor Pituitario Superior 4x10 400mm
990.03.97	Roedor Pituitario Superior 6x12 400mm
990.04.04	Roedor Kerrison 4 mm 250mm
990.04.05	Roedor Kerrison 6 mm 250mm
990.00.40	Roedor Kerrison 4 mm 400mm
990.03.99	Roedor Kerrison 6 mm 400mm
31.61.36	Roedor Syptert 360mm
BV399R	Fórceps p/ desacoplamiento de la hoja
BV814R	Anillo I 223x18 mm
BV815R	Anillo II 313x27 mm
BV842R	Brazo de conexión angulada
BV 843R	Extensor de Anillo
BV 858R	Barra de conexión con acoplamiento rápido
BV859R	Soporte de hoja, corto
BV860R	Soporte de hoja, 150 mm
BV861R	Soporte de hoja, 200 mm
BV862P	Hoja Radiolúcida, S
BV863P	Hoja Radiolúcida, M
BV864P	Hoja Radiolúcida, L
BV865SU	Tornillo de Fijación, Longitud S
BV866SU	Tornillo de Fijación, Longitud M
BV867SU	Tornillo de Fijación, Longitud L
BV868R	Destornillador
BV869R	Abrazadera
BV899R	Llave hexagonal de la barra en T





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

FK166R	Retractor Hohmann
RT069R	Campo Posterior
RT073R	Mango Desmontable
RT092R	Junta de Acoplamiento
03.22.10.0101	Retractor de Raíz Nerviosa
03.22.10.0302	Bandeja Auxiliar ALIF 1
03.22.10.0303	Bandeja Auxiliar ALIF 2
03.22.10.0304	Bandeja del Sistema Retractor Anterior Mecta-C
03.22.10.0305	Bandeja de Retractor MectaLIF Anterior 1
03.22.10.0306	Bandeja de Retractor MectaLIF Anterior 2
S-0088	Tornillo de distracción espinal 12mm ESTÉRIL
S-0089	Tornillo de Distracción espinal 14mm ESTÉRIL
990.06.63	Gubia pituitaria recto 4x10 330 mm
990.06.64	Gubia pituitaria recto 6x12 330 mm
990.06.65	Gubia Pituitaria superior 4x10 330 mm
990.06.66	Gubia Pituitaria superior 6x12 330 mm
990.06.67	Gubia Kerrison 4 mm 330 mm
990.06.68	Gubia Kerrison 6 mm 330 mm
03.22.10.1081	Cureta cuchara ALIF 8x12mm / 420mm - Up
03.22.10.1082	Escofina ALIF 10mm / 420 mm - Recta - Convexa
03.22.10.0307	Bandeja Auxiliar Transforaminal
990.06.89	Gubia Pituitaria Recta 2x10 250 mm
990.06.90	Gubia Pituitaria Recta 3x12 250 mm
990.06.91	Gubia Pituitaria Superior 2x10 250 mm
990.06.92	Gubia Pituitaria Superior 3x12 250 mm
990.06.87	Gubia Kerrison 2 mm 250 mm
990.06.88	Gubia Kerrison 3 mm 250 mm
03.22.10.1090	Distractor de Paleta 6mm / 210 mm



03.22.10.1091 Distractor de Paleta 7mm / 210 mm
03.22.10.1092 Distractor de Paleta 8mm / 210 mm
03.22.10.1093 Distractor de Paleta 9mm / 210 mm
03.22.10.1094 Distractor de Paleta 10mm / 210 mm
03.22.10.1095 Distractor de Paleta 11mm / 210 mm
03.22.10.1096 Distractor de Paleta 12mm / 210 mm
03.22.10.1097 Distractor de Paleta 13mm / 210 mm
03.22.10.1098 Distractor de Paleta 14mm / 210 mm
03.22.10.1099 Distractor de Paleta 15mm / 210 mm
03.22.10.1083 Cureta Cuchara ALIF 5x9mm / 420mm – Recta
03.22.10.1084 Cureta Cuchara ALIF 5x9mm / 420mm – Angulada Izquierda
03.22.10.1085 Cureta Cuchara ALIF 5x9mm / 420mm – Angulada Derecha
RESWD1115C Aguja Jamshidi 11GX15CM Punta Rasa/estilete de diamante
03.22.10.7001 Escariador MySpine Ø2.7mm, conexión estándar
03.22.10.7002 Escariador MySpine Ø4.0mm, conexión estándar
03.22.10.7003 Escariador MySpine Ø5.0mm, conexión estándar
03.22.10.7005 Escariador MySpine Ø2.7mm, conexión estándar ESTÉRIL
03.22.10.7006 Escariador MySpine Ø4.0mm, conexión estándar ESTÉRIL
03.22.10.7007 Escariador MySpine Ø5.0mm, conexión estándar ESTÉRIL
03.22.10.7011 Escariador MySpine Ø2.7mm, conexión AO
03.22.10.7012 Escariador MySpine Ø4.0mm, conexión AO
03.22.10.7013 Escariador MySpine Ø5.0mm, conexión AO
03.22.10.7015 Escariador MySpine Ø2.7mm, conexión AO ESTÉRIL
03.22.10.7016 Escariador MySpine Ø4.0mm, conexión AO ESTÉRIL
03.22.10.7017 Escariador MySpine Ø5.0mm, conexión AO ESTÉRIL
03.22.10.7021 Mecha MySpine Ø2.8x200mm, conexión estándar TREU
03.22.10.7022 Mecha MySpine Ø3.5x200mm, conexión estándar TREU
03.22.10.7023 Mecha MySpine Ø2.8x200mm, Conexión Estándar
03.22.10.7024 Mecha MySpine Ø3.5x200mm, Conexión Estándar
03.22.10.7025 Mecha MySpine Ø2.8x200mm, conexión Estándar ESTÉRIL
03.22.10.7026 Mecha MySpine Ø3.5x200mm,conexión Estándar ESTÉRIL





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.22.10.7031	Mecha MySpine Ø2.8x200mm, conexión AO TREU
03.22.10.7032	Mecha MySpine Ø3.5x200mm, conexión AO TREU
03.22.10.7033	Mecha MySpine Ø2.8x200mm, conexión AO
03.22.10.7034	Mecha MySpine Ø3.5x200mm, conexión AO
03.22.10.7035	Mecha MySpine Ø2.8x200mm, conexión AO ESTÉRIL
03.22.10.7036	Mecha MySpine Ø3.5x200mm, conexión AO ESTÉRIL
1-1861	Escariador CanuladoØ3.5 Mango Redondo
GK828R	Fórceps bipolar recto bay.1.0mm 135mm
GK829R	Fórceps bipolar bay. 45° 1.0mm 135mm
GN132	Cable Bipolar 22mm
FD811B	Mango modular Negro d8mm 100mm
FD799B	Sonda negra punta esférica 90°200mm
FD809B	Gancho punta roma negro 90°200mm
FD822B	Disector negro cvd.2mm 200mm
FD823B	Disector negro cvd.3mm 200mm
GF005B	Control modular de pulgar negro
GF056B	Tubo de succión negro 6fr 140mm
GF057B	Tubo de succión negro 8fr 140mm
MF301R	Cureta Lumbar estilo bay 2 fa 240mm
03.22.10.0100	Martillo de golpeo
03.22.10.1047	Escofina ALIF 31x24mm / 420mm – Angulada Izquierda
03.22.10.0065	Insertador MectaLIF Transforaminal
03.22.10.0066	Impactador de implante MectaLIF Transforaminal
03.22.10.0068	Indicador de posición de implante MectaLIF Transforaminal
03.22.10.0080	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x8mm, 5°
03.22.10.0081	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x9mm, 5°
03.22.10.0082	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x11mm, 5°
03.22.10.0083	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x13mm, 5°

03.22.10.0084 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x15mm, 5°
03.22.10.0090 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x8mm, 5°
03.22.10.0091 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x9mm, 5°
03.22.10.0092 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x11mm, 5°
03.22.10.0093 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x13mm, 5°
03.22.10.0094 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x15mm, 5°
03.22.10.0100 Martillo de Golpeo
03.22.10.0067 Tornillo Patrón de Ajuste
03.22.10.0069 Distractor de tornillo a tornillo
03.22.10.0110 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x7mm, 5° BN
03.22.10.0111 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x8mm, 5° BN
03.22.10.0112 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x9mm, 5° BN
03.22.10.0113 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x10mm, 5° BN
03.22.10.0114 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x11mm, 5° BN
03.22.10.0115 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x12mm, 5° BN
03.22.10.0116 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x13mm, 5° BN
03.22.10.0117 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x14mm, 5° BN
03.22.10.0118 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x30x15mm, 5° BN
03.22.10.0119 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x7mm, 5° BN
03.22.10.0120 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x8mm, 5° BN
03.22.10.121 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x9mm, 5° BN
03.22.10.0122 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x10mm, 5° BN
03.22.10.0123 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x11mm, 5° BN
03.22.10.0124 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x12mm, 5° BN
03.22.10.0125 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x13mm, 5° BN
03.22.10.0126 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x14mm, 5° BN
03.22.10.0127 Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x30x15mm, 5° BN
03.22.10.0128 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x7mm, 5° BN
03.22.10.0129 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x8mm, 5° BN
03.22.10.0130 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x9mm, 5° BN
03.22.10.0131 Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x10mm, 5° BN





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.22.10.0132	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x11mm, 5° BN
03.22.10.0133	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x12mm, 5° BN
03.22.10.0134	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x13mm, 5° BN
03.22.10.0135	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x14mm, 5° BN
03.22.10.0136	Prueba MectaLIF Transforaminal, 12x34x15mm, 5° BN
03.22.10.0137	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x7mm, 5° BN
03.22.10.0138	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x8mm, 5° BN
03.22.10.0139	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x9mm, 5° BN
03.22.10.0140	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x10mm, 5° BN
03.22.10.0141	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x11mm, 5° BN
03.22.10.0142	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x12mm, 5° BN
03.22.10.0143	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x13mm, 5° BN
03.22.10.0144	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x14mm, 5° BN
03.22.10.0145	Prueba MectaLIF Transforaminal, 14x34x15mm, 5° BN
03.22.10.0265	Impactador de Implante MectaLIF Transforaminal
03.22.10.0270	Insertador MectaLIF Transforaminal
03.22.10.0272	Eje Interno - Insertador TLIF
03.22.10.0273	Eje Externo - Insertador TLIF
03.22.10.0280	Eje Externo - Insertador TLIF
03.22.10.0400	Insertador TLIF - Mejorado
03.22.10.0401	Eje Interno - Insertador TLIF
03.22.10.0402	Eje Interno - Dentado - Insertador TLIF
03.30.10.0001	Insertador recto ALIF
03.30.10.0002	Taladro de Junta Cardán ALIF
03.30.10.0003	Destornillador de Junta Cardán ALIF
03.30.10.0004	Destornillador Recto ALIF
03.30.10.0005	Guía de Taladro ALIF
03.30.10.0007	Taladro recto ALIF

03.30.10.0008 Instrumento de Ajuste Recto ALIF
03.30.10.0009 Insertador Rápido ALIF
03.30.10.0010 Espaciador de disco ALIF altura 6 mm
03.30.10.0011 Espaciador de disco ALIF altura 8 mm
03.30.10.0012 Par de Torsión inverso ALIF
03.30.10.0013 Tornillo de compresión ALIF
03.30.10.0014 Insertador Lateral ALIF
03.30.10.0015 Impactador de injerto óseo ALIF
03.30.10.0017 Punzón recto ALIF
03.30.10.0018 Punzón de Junta Cardán ALIF
03.30.10.0019 Porta-Tornillo ALIF
03.30.10.0020 Destornillador limitador de Torsión ALIF
03.30.10.0021 Insertador de eje interno ALIF
03.30.10.0022 Instrumento de Ajuste Lateral ALIF
03.30.10.0023 Extractor/Introduccion de la Placa ALIF
03.30.10.0024 Insertador rápido de cabeza Assy ALIF
03.30.10.0026 Extensión larga de la Guía del taladro ALIF 200 mm
03.22.10.0100 Martillo de Golpeo
03.22.10.0055 Martillo
03.30.10.0501 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.10 - L.10°
03.30.10.0502 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.12 - L.10°
03.30.10.0503 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.14 - L.10°
03.30.10.0504 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.16 - L.10°
03.30.10.0505 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.18 - L.10°
03.30.10.0506 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.10 - L.10°
03.30.10.0507 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.12 - L.10°
03.30.10.0508 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.14 - L.10°
03.30.10.0509 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.16 - L.10°
03.30.10.0510 Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.18 - L.10°
03.30.10.0511 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.10 - L.5°
03.30.10.0512 Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.12 - L.5°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.30.10.0513	Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.14 - L.5°
03.30.10.0514	Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.10 - L.5°
03.30.10.0515	Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.12 - L.5°
03.30.10.0516	Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.14 - L.5°
03.30.10.0517	Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.10 - L.15°
03.30.10.0518	Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.12 - L.15°
03.30.10.0519	Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.14 - L.15°
03.30.10.0520	Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.10 - L.15°
03.30.10.0521	Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.12 - L.15°
03.30.10.0522	Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.14 - L.15°
03.30.10.0523	Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.16 - L.5°
03.30.10.0524	Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.18 - L.5°
03.30.10.0525	Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.16 - L.5°
03.30.10.0526	Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.18 - L.5°
03.30.10.0527	Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.16 - L.15°
03.30.10.0528	Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.18 - L.15°
03.30.10.0529	Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.16 - L.15°
03.30.10.0530	Prueba de Nivelación ALIF - 35x27 - H.18 - L.15°
03.30.10.0551	Raspador Implante de Prueba de Nivelación ALIF - 31x24 - H.10 - L.10°
03.30.10.0552	Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 31x24 - H.12 - L.10°
03.30.10.0553	Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 31x24 - H.14 - L.10°
03.30.10.0554	Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 31x24 - H.16 - L.10°
03.30.10.0555	Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 31x24 - H.18 - L.10°

- 03.30.10.0556 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 35x27 - H.10 - L.10°
- 03.30.10.0557 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 35x27 - H.12 - L.10°
- 03.30.10.0558 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 35x27 - H.14 - L.10°
- 03.30.10.0559 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 35x27 - H.16 - L.10°
- 03.30.10.0560 Raspador Implante de Prueba de Nivelación - 35x27 - H.18 - L.10°
- 03.30.10.0531 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.10 - L.10°
- 03.30.10.0532 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.12 - L.10°
- 03.30.10.0533 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.14 - L.10°
- 03.30.10.0534 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.16 - L.10°
- 03.30.10.0535 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.18 - L.10°
- 03.30.10.0536 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.10 - L.5°
- 03.30.10.0537 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.12 - L.5°
- 03.30.10.0538 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.14 - L.5°
- 03.30.10.0539 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.16 - L.5°
- 03.30.10.0540 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.18 - L.5°
- 03.30.10.0541 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.10 - L.15°
- 03.30.10.0542 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.12 - L.15°
- 03.30.10.0543 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.14 - L.15°
- 03.30.10.0544 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.16 - L.15°
- 03.30.10.0545 Implante de Prueba Lateral ALIF - 31x24 - H.18 - L.15°
- 03.30.10.0546 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.10 - L.5°
- 03.30.10.0547 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.12 - L.5°
- 03.30.10.0548 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.14 - L.5°
- 03.30.10.0549 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.16 - L.5°
- 03.30.10.0550 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.18 - L.5°
- 03.30.10.0561 Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.10 - L.10°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

03.30.10.0562	Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.12 - L.10°
03.30.10.0563	Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.14 - L.10°
03.30.10.0564	Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.16 - L.10°
03.30.10.0565	Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.18 - L.10°
03.30.10.0566	Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.10 - L.15°
03.30.10.0567	Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.12 - L.15°
03.30.10.0568	Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.14 - L.15°
03.30.10.0569	Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.16 - L.15°
03.30.10.0570	Implante de Prueba Lateral ALIF - 35x27 - H.18 - L.15°
03.30.10.0300	Bandeja Estándar ALIF 1
03.30.10.0301	Bandeja Estándar ALIF 2
03.30.10.0027	Destornillador limitador de torsión 5.5Nm
03.30.10.0302	Bandeja Estándar ALIF 2
03.22.10.1025	Mango en T- Canulado
03.30.10.1100	Válvula Junta Cardán
03.22.10.1025	Mango en T - Canulado
03.22.10.0060	Insertor acodado MectaLIF - Eje Interno
03.22.10.0063	Insertor acodado MectaLIF - Eje Interno Extendido
03.22.10.0061	Mango acodado MectaLIF Posterior
03.22.10.0062	Mango acodado MectaLIF Oblicuo

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Forma de presentación: por unidad

Método de esterilización: Radiación Gamma

Fabricante:

MEDACTA INTERNATIONAL S.A.

Lugar/es de elaboración:

Strada Regina CH - 6874 - Castel San Pietro Suiza

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM- 2186-4,
con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-47-3110-2240-17-6

Disposición N° **12261** 02 DIC. 2017



DR. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional
ANMAT