



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 1176

BUENOS AIRES, 30 ENE 2010

VISTO el Expediente N° 1-47-20400-13-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones B. BRAUN MEDICAL S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

DISPOSICIÓN N° 1176

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 1490/92 y 1886/14.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca B BRAUN, nombre descriptivo SUTURA POLIFILAR SINTÉTICA ABSORBIBLE DE PGLA, y nombre técnico SUTURAS, DE POLIGLACTINA, de acuerdo con lo solicitado por B. BRAUN MEDICAL S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 110 y 111 a 112 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-669-267, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

DISPOSICIÓN N° **1176**

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por la Mesa de Entradas de la Dirección Nacional de Productos médicos, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-20400-13-3

DISPOSICIÓN N°

1176

FR

Ing ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-20400-13-3

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº...**1176**... de acuerdo con lo solicitado por B. BRAUN MEDICAL S.A., se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SUTURA POLIFILAR SINTÉTICA ABSORBIBLE DE PGLA.

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 17-471 SUTURAS, DE POLIGLACTINA.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): B BRAUN.


Clase de Riesgo: IV.

Indicación/es autorizada/s: Procedimientos quirúrgicos que requieran el uso de material de sutura trenzado sintético absorbible, particularmente en la zona del tracto gastrointestinal, en ginecología y urología, y para ligaduras. Oftalmología (Ej. Cirugía de estrabismo) y Microcirugía (Ej. Anastomosis de los nervios periféricos) o para tejidos que están en crecimiento en caso de que se prefiera un material de sutura absorbible.

Modelos: B0058449 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 5X70CM DDP.

..//

- B0058450 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 5X70CM DDP.
- B0058567 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 10X60CM DDP.
- B0058568 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 10X60CM DDP.
- B0058647 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 6X45CM DDP.
- B0058649 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 6X45CM DDP.
- B0058650 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 6X45CM DDP.
- B0058667 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 12X45CM DDP.
- B0058669 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 12X45CM DDP.
- B0058670 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 12X45CM DDP.
- B0058705 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 150CM DDP.
- B0058706 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 150CM DDP.
- B0058707 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM DDP.
- B0058708 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 150CM DDP.
- B0058709 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM DDP.
- B0059449 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 5X70CM DDP.
- B0059647 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 6X45CM DDP.
- B0059649 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 6X45CM DDP.
- B0059667 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 12X45CM DDP.
- B0059669 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 12X45CM DDP.
- B0059670 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 12X45CM DDP.
- B0068074 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR76 (M) DDP.
- B0068075 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR76 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

B0068076 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR76 (M) DDP.
B0068077 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR76 (M) DDP.
B0068127 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 140CM HRT43S (M) DDP.
B0068183 NOVOSYN VIOLET,1 (4) 70CM HR70 (M) DDP.
B0068303 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HS48 LOOP (M) DDP.
B0068347 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRT43 LOOP (MDDP.
B0068350 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HR40S LOOP (MDDP.
B0068356 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HRT43SLOPMDDP.
B0068357 NOVOSYN VIOLET 1(4) 150CM HRT43S LOP (MDDP.
B0068369 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HRT48LOP(MDDP.
B0068370 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRT48 LOOP (MDDP.
B0068380 NOVOSYN VIOLET-1 (4) 150CM HR60 LOOP (M) DDP.
B0068520 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRT48 (M) DDP.
B0068601 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HRC43SLOPMDDP.
B0068602 NOVOSYN VIOLET 1(4)150CM HRC43S LOP(MDDP.
B0068605 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM DRN64 (M) DDP.
B0068614 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM DRN64 (M) DDP.
B0068639 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR65 (M) DDP.
B0068640 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR65 (M) DDP.
B0068779 NOVOSYN VIOLET-2 (5) 120CM HR48 (M) DDP.
B0068804 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR70 (M) DDP.
B0068837 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRC48 (M) DDP.

..//

B0068873 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRC43 LOOP (MDDP.
B0068883 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 140CM HRC43S (M) DDP.
B0068918 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 150CM HRT48 LOOP (MDDP.
B0068919 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HR65 LOOP (M) DDP.
B0068927 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HR76 LOOP (M) DDP.
B0068930 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 240CM HR65 LOOP (M) DDP.
B0068940 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 150CM HR65 (M) DDP.
B0068986 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HRC48 LOPMDDP.
B0068987 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRC48 LOOP(MDDP.
B0068988 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 150CM HRC48 LOOP(MDDP.
B0088065 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X70CM HRC26TO(MDDP.
B0088631 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X70CM HR22TO (M) DDP.
B0088653 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X90CM HR37S (M) DDP.
B0088655 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X70CM HR65 (M) DDP.
B0088656 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 4X70CM HR65 (M) DDP.
B0088661 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X70CM HR30TO (M) DDP.
B0088662 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 4X70CM HR30TO (M) DDP.
B0088667 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X70CM HR40STO (M) DDP.
B0088668 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 4X70CM HR40STO (M) DDP.
B0088670 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X70CM HR37TO (M) DDP.
B0088688 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 4X70CM HR48TO (M) DDP.
B0088691 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 4X70CM HR26STO(MDDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

B0088692 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X70CM HR26STO (M) DDP.
B0088693 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 4X70CM HR26STO (M) DDP.
B0088695 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X70CM HR37STO(MDDP.
B0088697 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X70CM HR37STO (M) DDP.
B0088698 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 4X70CM HR37STO (M) DDP.
B0088701 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 3X45CM HS37SSTOMDDP.
B0088707 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X70CM HR37SSTO (M) DDP.
B0088762 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 4X45CM HR30TO (M) DDP.
B0088766 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 4 X45CM HR40STO(MDDP.
B0088767 NOVOSYN VIOLET 1(4) 4X45CM HR40STO (M) DDP.
B0088768 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 4X45CM HR40STO (M) DDP.
B0088781 NOVOSYN VIOLET 1(4) 4X45CM HR43TO (M) DDP.
B0088782 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 4X45CM HR43TO (M) DDP.
B0088785 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X45CM HR48TO (M) DDP.
B0088786 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 4X45CM HR48TO (M) DDP.
B0088787 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X45CM HR48TO (M) DDP.
B0088788 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 4X45CM HR48TO (M) DDP.
B0088791 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 4X45CM HR26STO(MDDP.
B0088792 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X45CM HR26STO (M) DDP.
B0088793 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 4X45CM HR26STO (M) DDP.
B0088796 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 4X45CM HR37STO(MDDP.
B0088797 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X45CM HR37STO (M) DDP.

..//

B0088798 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 4X45CM HR37STO (M) DDP.
B0088803 NOVOSYN VIOLET 1(4) 4X70CM HR30SSTO (M) DDP.
B0088806 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 4X45CM HR37SSTOMDDP.
B0088807 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X45CM HR37SSTO (M) DDP.
B0088911 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 3X45CM HS40SSTO (M) DDP.
B0089642 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 4X70CM HR26TO (M) DDP.
B0089675 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 3X45CM HS37SSTOMDDP.
B0089696 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 4X70CM HR37STO(MDDP.
B0089697 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 4X70CM HR37STO (M) DDP.
B0089750 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 4X45CM HRN35TO(MDDP.
B0089786 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 4X45CM HR48TO (M) DDP.
B0089796 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 4X45CM HR37STO(MDDP.
B0089797 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 4X45CM HR37STO (M) DDP.
B0089912 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 4X45CM HS40SSTO (M) DDP.
C0058180 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 10X60CM DDP.
C0058181 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 10X60CM DDP.
C0058182 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 10X60CM DDP.
C0058183 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 10X60CM DDP.
C0058204 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 140CM DDP.
C0058205 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 140CM DDP.
C0058207 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 140CM DDP.
C0058208 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 140CM DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0058209 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 140CM DDP.
- C0058210 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 140CM DDP.
- C0058404 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 2X70CM DDP.
- C0058405 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 2X70CM DDP.
- C0058406 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 2X70CM DDP.
- C0058407 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 2X70CM DDP.
- C0058409 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 2X70CM DDP.
- C0058410 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 2X70CM DDP.
- C0058444 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 5X70CM DDP.
- C0058445 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 5X70CM DDP.
- C0058446 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 5X70CM DDP.
- C0058447 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 5X70CM DDP.
- C0058623 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 3X45CM DDP.
- C0058624 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 3X45CM DDP.
- C0058625 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 3X45CM DDP.
- C0058626 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 3X45CM DDP.
- C0058627 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 3X45CM DDP.
- C0058629 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 3X45CM DDP.
- C0058630 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 3X45CM DDP.
- C0058643 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 6X45CM DDP.
- C0058644 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 6X45CM DDP.
- C0058645 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 6X45CM DDP.

..//

C0058646 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 6X45CM DDP.
C0058664 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 12X45CM DDP.
C0058665 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 12X45CM DDP.
C0058666 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 12X45CM DDP.
C0059205 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 140CM DDP.
C0059207 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 140CM DDP.
C0059208 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 140CM DDP.
C0059410 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 2X70CM DDP.
C0059445 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 5X70CM DDP.
C0059446 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 5X70CM DDP.
C0059447 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 5X70CM DDP.
C0059624 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 3X45CM DDP.
C0059625 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 3X45CM DDP.
C0059626 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 3X45CM DDP.
C0059627 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 3X45CM DDP.
C0059630 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 3X45CM DDP.
C0059644 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 6X45CM DDP.
C0059645 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 6X45CM DDP.
C0059646 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 6X45CM DDP.
C0059665 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 12X45CM DDP.
C0059666 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 12X45CM DDP.
C0068002 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM HR10 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

C0068003 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR10 (M) DDP.
C0068004 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 20CM HR22 (M) DDP.
C0068006 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM HR13 (M) DDP.
C0068007 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M) DDP.
C0068008 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR13 (M) DDP.
C0068011 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM HR17 (M) DDP.
C0068012 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP.
C0068013 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17 (M) DDP.
C0068014 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M) DDP.
C0068015 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR17 (M) DDP.
C0068018 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 20CM HR26 (M) DDP.
C0068019 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 45CM HR26S (M) DDP.
C0068022 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M) DDP.
C0068023 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT40 (M) DDP.
C0068024 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRT40 (M) DDP.
C0068025 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M) DDP.
C0068029 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR22 (M) DDP.
C0068030 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) DDP.
C0068031 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M) DDP.
C0068032 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR22 (M) DDP.
C0068035 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR30 (M) DDP.
C0068036 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22S (M) DDP.

..//

- C0068037 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR22S (M) DDP.
- C0068038 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR22S (M) DDP.
- C0068039 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR26 (M) DDP.
- C0068040 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26 (M) DDP.
- C0068041 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) DDP.
- C0068042 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) DDP.
- C0068043 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M) DDP.
- C0068044 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M) DDP.
- C0068045 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR30 (M) DDP.
- C0068046 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M) DDP.
- C0068047 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M) DDP.
- C0068048 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M) DDP.
- C0068049 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M) DDP.
- C0068050 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M) DDP.
- C0068051 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M) DDP.
- C0068052 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37 (M) DDP.
- C0068053 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M) DDP.
- C0068055 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M) DDP.
- C0068056 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S (M) DDP.
- C0068057 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) DDP.
- C0068058 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR40S (M) DDP.
- C0068059 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR40S (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0068060 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR48 (M) DDP.
- C0068061 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR48 (M) DDP.
- C0068062 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR48 (M) DDP.
- C0068063 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR48 (M) DDP.
- C0068066 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR60 (M) DDP.
- C0068067 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR26 (M) DDP.
- C0068068 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR60 (M) DDP.
- C0068069 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 20CM HR22 (M) DDP.
- C0068078 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR22 (M) DDP.
- C0068079 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 20CM HR26 (M) DDP.
- C0068081 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC17 (M) DDP.
- C0068083 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HRC17 (M) DDP.
- C0068084 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS26SS (M) DDP.
- C0068085 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37SS (M) DDP.
- C0068086 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS37SS (M) DDP.
- C0068087 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37SS (M) DDP.
- C0068088 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR26 (M) DDP.
- C0068089 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M) DDP.
- C0068090 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M) DDP.
- C0068091 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S (M) DDP.
- C0068092 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M) DDP.
- C0068093 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26S (M) DDP.

..//

- C0068094 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37S (M) DDP.
- C0068095 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37S (M) DDP.
- C0068096 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37S (M) DDP.
- C0068097 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M) DDP.
- C0068098 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR37S (M) DDP.
- C0068099 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR48 (M) DDP.
- C0068100 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26SS (M) DDP.
- C0068101 NOVOSYN VIOLET 7/0 (0,5) 45CM DR10 (M) DDP.
- C0068103 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DR10 (M) DDP.
- C0068110 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR13SS (M) DDP.
- C0068111 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR13SS (M) DDP.
- C0068113 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17S (M) DDP.
- C0068114 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17S (M) DDP.
- C0068115 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR17S (M) DDP.
- C0068116 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR17S (M) DDP.
- C0068118 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR17S (M) DDP.
- C0068121 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37SS (M) DDP.
- C0068122 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37SS (M) DDP.
- C0068123 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37SS (M) DDP.
- C0068134 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DR12 (M) DDP.
- C0068139 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HRC37 (M) DDP.
- C0068140 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC37 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0068141 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC37 (M) DDP.
- C0068142 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC37 (M) DDP.
- C0068143 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRC37 (M) DDP.
- C0068144 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17B (M) DDP.
- C0068147 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17B (M) DDP.
- C0068150 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DR18 (M) DDP.
- C0068151 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR18 (M) DDP.
- C0068152 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17B (M) DDP.
- C0068154 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM SKR19 (M) DDP.
- C0068155 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR18 (M) DDP.
- C0068159 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DR22 (M) DDP.
- C0068160 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR22 (M) DDP.
- C0068161 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR22 (M) DDP.
- C0068162 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM 2XDSMP13 (MDDP).
- C0068164 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR26 (M) DDP.
- C0068165 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR26 (M) DDP.
- C0068170 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR32 (M) DDP.
- C0068171 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DR32 (M) DDP.
- C0068172 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DR32 (M) DDP.
- C0068173 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DR32 (M) DDP.
- C0068176 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM 2XHR17B(MDDP).
- C0068181 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR22B (M) DDP.

..//

- C0068185 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM GR51 (M) DDP.
- C0068186 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22B (M) DDP.
- C0068187 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 150CM HRC37LOP(MDDP.
- C0068189 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22B (M) DDP.
- C0068190 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM 2XHR22B(MDDP.
- C0068192 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR22B (M) DDP.
- C0068194 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 120CM JRC30S (M) DDP.
- C0068196 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26B(M) DDP.
- C0068198 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B (M) DDP.
- C0068202 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM DS9 (M) DDP.
- C0068203 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HS15 (M) DDP.
- C0068204 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM HS15 (M) DDP.
- C0068206 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM DS12 (M) DDP.
- C0068207 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS12 (M) DDP.
- C0068208 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DS12 (M) DDP.
- C0068209 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26B (M) DDP.
- C0068210 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2)70CM 2XHR26B (M) DDP.
- C0068212 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M) DDP.
- C0068213 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DS16 (M) DDP.
- C0068214 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS16 (M) DDP.
- C0068217 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XHR26B (M) DDP.
- C0068219 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS19 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0068220 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) DDP.
- C0068221 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS19 (M) DDP.
- C0068225 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM HS21 (M) DDP.
- C0068226 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM HS21 (M) DDP.
- C0068228 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN50S (M) DDP.
- C0068229 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRN50S (M) DDP.
- C0068230 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM HS23 (M) DDP.
- C0068234 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS24 (M) DDP.
- C0068235 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M) DDP.
- C0068236 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M) DDP.
- C0068237 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS24 (M) DDP.
- C0068241 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26 (M) DDP.
- C0068242 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M) DDP.
- C0068243 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS26 (M) DDP.
- C0068246 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS30 (M) DDP.
- C0068247 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M) DDP.
- C0068248 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS30 (M) DDP.
- C0068249 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M) DDP.
- C0068250 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HS15 (M) DDP.
- C0068251 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS30 (M) DDP.
- C0068252 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS30 (M) DDP.
- C0068253 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS30 (M) DDP.

..//

C0068257 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS35 (M) DDP.
C0068258 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS35 (M) DDP.
C0068259 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM DS35 (M) DDP.
C0068261 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS48 (M) DDP.
C0068262 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS48 (M) DDP.
C0068263 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS48 (M) DDP.
C0068265 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM GS60 (M) DDP.
C0068266 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM GS60 (M) DDP.
C0068267 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS40S (M) DDP.
C0068268 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS40S (M) DDP.
C0068269 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS40S (M) DDP.
C0068273 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2)120CM SKR26B (M) DDP.
C0068278 NOVOSYN VLT 2/0 (3) 150CM HS37S/HR37S(MDDP.
C0068281 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 20CM GR19 (M) DDP.
C0068284 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 20CM GR19 (M) DDP.
C0068286 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 20CM SKR26B (M) DDP.
C0068287 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 20CM SKR26B (M) DDP.
C0068288 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 20CM GR19B (M) DDP.
C0068289 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 20CM GR19B (M) DDP.
C0068290 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M) DDP.
C0068291 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS26S (M) DDP.
C0068292 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS26S (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0068294 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M) DDP.
- C0068296 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS37S (M) DDP.
- C0068297 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) DDP.
- C0068298 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS37S (M) DDP.
- C0068300 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM DRC12 (M) DDP.
- C0068301 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRC12 (M) DDP.
- C0068302 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DRC12 (M) DDP.
- C0068309 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DRT32 (M) DDP.
- C0068310 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HRC22 (M) DDP.
- C0068311 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HRC22 (M) DDP.
- C0068312 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRC17 (M) DDP.
- C0068313 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HRC17 (M) DDP.
- C0068314 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC17 (M) DDP.
- C0068315 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC17 (M) DDP.
- C0068316 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC17 (M) DDP.
- C0068319 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DRT18 (M) DDP.
- C0068320 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DRT18 (M) DDP.
- C0068321 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRT18 (M) DDP.
- C0068323 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 150CM HRT37LOP(MDDP).
- C0068325 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HRC22 (M) DDP.
- C0068326 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC22 (M) DDP.
- C0068331 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC22 (M) DDP.

..//

C0068332 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC22 (M) DDP.
C0068333 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC22 (M) DDP.
C0068335 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC26 (M) DDP.
C0068336 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26 (M) DDP.
C0068343 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC26 (M) DDP.
C0068345 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HRC26 (M) DDP.
C0068346 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HRT43LOP(MDDP.
C0068348 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRT43 (M) DDP.
C0068349 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT43 (M) DDP.
C0068352 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM HRT43S (M) DDP.
C0068353 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HRT43S (M) DDP.
C0068355 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HR40SLOP(MDDP.
C0068360 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC37 (M) DDP.
C0068361 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC37 (M) DDP.
C0068362 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC37 (M) DDP.
C0068363 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC37 (M) DDP.
C0068365 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM HR22B (M) DDP.
C0068371 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC30 (M) DDP.
C0068372, NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC30 (M) DDP.
C0068373 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC30 (M) DDP.
C0068374 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC30 (M) DDP.
C0068375 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC30S (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0068376 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DRT22 (M) DDP.
- C0068377 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRT22 (M) DDP.
- C0068379 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS45 (M) DDP.
- C0068383 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRT26 (M) DDP.
- C0068384 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HRT37S (M) DDP.
- C0068386 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DRT32 (M) DDP.
- C0068387 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DRT32 (M) DDP.
- C0068391 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT37 (M) DDP.
- C0068392 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT37 (M) DDP.
- C0068393 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRT37 (M) DDP.
- C0068395 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT37S (M) DDP.
- C0068396 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRT37S (M) DDP.
- C0068397 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT37S (M) DDP.
- C0068400 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT48 (M) DDP.
- C0068401 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRT48 (M) DDP.
- C0068402 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT48 (M) DDP.
- C0068403 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HRT48 (M) DDP.
- C0068405 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM GR51 (M) DDP.
- C0068408 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM JR36SS (M) DDP.
- C0068412 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT40S (M) DDP.
- C0068413 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRT40S (M) DDP.
- C0068414 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR26 (M) DDP.

..//

C0068415 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M) DDP.
C0068416 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR26 (M) DDP.
C0068417 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM FR26 (M) DDP.
C0068419 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DS19 (M) DDP.
C0068420 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS19 (M) DDP.
C0068421 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M) DDP.
C0068422 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS19 (M) DDP.
C0068425 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR36 (M) DDP.
C0068426 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR36 (M) DDP.
C0068427 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM FR36 (M) DDP.
C0068430 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS23 (M) DDP.
C0068431 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS23 (M) DDP.
C0068434 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM DR12 (M) DDP.
C0068435 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DR12 (M) DDP.
C0068441 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26S (M) DDP.
C0068444 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC26S (M) DDP.
C0068446 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR30 (M) DDP.
C0068447 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR30 (M) DDP.
C0068448 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR30 (M) DDP.
C0068449 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM HR13 (M) DDP.
C0068450 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HR13 (M) DDP.
C0068451 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM HR13 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0068461 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS48 (M) DDP.
- C0068462 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS48 (M) DDP.
- C0068463 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) DDP.
- C0068466 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR40S (M) DDP.
- C0068467 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR40S (M) DDP.
- C0068470 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT43S (M) DDP.
- C0068472 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT43 (M) DDP.
- C0068473 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRT43S (M) DDP.
- C0068474 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT43S (M) DDP.
- C0068475 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM JR30 (M) DDP.
- C0068476 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM JRC30S (M) DDP.
- C0068478 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM JR40S (M) DDP.
- C0068479 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 45CM 2XJRC30S (MDDP).
- C0068481 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM JR30S (M) DDP.
- C0068482 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 60CM 2XJRC30S (MDDP).
- C0068484 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT40S (M) DDP.
- C0068485 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS40 (M) DDP.
- C0068486 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS40 (M) DDP.
- C0068487 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS40 (M) DDP.
- C0068488 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) DDP.
- C0068490 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR40 (M) DDP.
- C0068491 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM FR40 (M) DDP.

..//

C0068492 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HRT40S (M) DDP.
C0068494 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HS37 (M) DDP.
C0068495 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37 (M) DDP.
C0068496 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37 (M) DDP.
C0068497 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS37 (M) DDP.
C0068498 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS37 (M) DDP.
C0068500 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT48 (M) DDP.
C0068501 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRT48 (M) DDP.
C0068502 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT48 (M) DDP.
C0068503 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRT48 (M) DDP.
C0068504 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HRT48 (M) DDP.
C0068507 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DS12 (M) DDP.
C0068508 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS12 (M) DDP.
C0068512 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DS16 (M) DDP.
C0068513 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS16 (M) DDP.
C0068514 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS16 (M) DDP.
C0068517 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRN35 (M) DDP.
C0068521 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 140CM HR22(M) DDP.
C0068522 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HS18(M) DDP.
C0068525 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT40 (M) DDP.
C0068529 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DSMP16 (M) DDP.
C0068531 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DSMP16 (MDDP).






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0068532 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT37S (M) DDP.
- C0068533 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRT37S (M) DDP.
- C0068534 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT37S (M) DDP.
- C0068535 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRT37S (M) DDP.
- C0068538 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M) DDP.
- C0068540 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26 (M) DDP.
- C0068541 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M) DDP.
- C0068542 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M) DDP.
- C0068543 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26 (M) DDP.
- C0068544 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26 (M) DDP.
- C0068547 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30S (M) DDP.
- C0068548 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30S (M) DDP.
- C0068549 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30S (M) DDP.
- C0068550 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37 (M) DDP.
- C0068551 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M) DDP.
- C0068552 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37 (M) DDP.
- C0068553 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M) DDP.
- C0068556 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S (M) DDP.
- C0068557 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) DDP.
- C0068558 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M) DDP.
- C0068560 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M) DDP.
- C0068561 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M) DDP.

..//

C0068562 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M) DDP.
C0068563 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) DDP.
C0068569 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40 (M) DDP.
C0068570 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HRC48 (M) DDP.
C0068571 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40 (M) DDP.
C0068572 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC48 (M) DDP.
C0068573 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC48 (M) DDP.
C0068574 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC48 (M) DDP.
C0068575 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRC48 (M) DDP.
C0068576 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37SS (M) DDP.
C0068577 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37SS (M) DDP.
C0068580 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26SS (M) DDP.
C0068582 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37S (M) DDP.
C0068583 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M) DDP.
C0068585 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS40S (M) DDP.
C0068586 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS40S (M) DDP.
C0068587 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS40S (M) DDP.
C0068588 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40S (M) DDP.
C0068589 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26S (M) DDP.
C0068590 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26S (M) DDP.
C0068591 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26S (M) DDP.
C0068592 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0068595 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37S (M) DDP.
- C0068596 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S (M) DDP.
- C0068597 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M) DDP.
- C0068598 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR37S (M) DDP.
- C0068599 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS37S (M) DDP.
- C0068613 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR26S (M) DDP.
- C0068617 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRN35 (M) DDP.
- C0068619 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN35 (M) DDP.
- C0068622 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM DSMP13(M) DDP.
- C0068623 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M) DDP.
- C0068624 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (MDDP).
- C0068624USA NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (M) DDP.
- C0068625 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC43S (M) DDP.
- C0068626 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M) DDP.
- C0068627 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC43S (M) DDP.
- C0068628 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HRC43S (M) DDP.
- C0068630 NOVOSYN VIOLET 4/0(1,5)45CM DSMP19 (MDDP).
- C0068631 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M) DDP.
- C0068637 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN40 (M) DDP.
- C0068642 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR26SS (M) DDP.
- C0068646 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR30SS (M) DDP.
- A C0068647 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN45 (M) DDP.

..//

C0068650 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HRT37 (M) DDP.
C0068651 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT37 (M) DDP.
C0068652 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRT37 (M) DDP.
C0068653 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT37 (M) DDP.
C0068654 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRT37 (M) DDP.
C0068655 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR37SS (M) DDP.
C0068663 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRN50 (M) DDP.
C0068664 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN50 (M) DDP.
C0068685 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (MDDP.
C0068694 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HRC26 (M) DDP.
C0068698 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC26 (M) DDP.
C0068708 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM 2XDSMP7(MDDP.
C0068716 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC30S (M) DDP.
C0068721 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC26S (M) DDP.
C0068723 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DSMP13 (M) DDP.
C0068744 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM SKR26 (M) DDP.
C0068745 NOVOSYN VIOLET 3/0(2) 40CM SKR26 LOP(MDDP.
C0068746 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 20CM SKR26 (M) DDP.
C0068749 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 20CM SKR26 (M) DDP.
C0068751 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM SKR26 (M) DDP.
C0068752 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 20CM SKR19 (M) DDP.
C0068755 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 120CM SKR19 (MDDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0068756 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM SKR19 (M) DDP.
- C0068757 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM SKR19 (M) DDP.
- C0068765 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM HR20 (M) DDP.
- C0068766 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR20 (M) DDP.
- C0068775 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM FR26 (M) DDP.
- C0068782 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DSMP16 (M) DDP.
- C0068783 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DSMP16(M) DDP.
- C0068784 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DSMP16 (M) DDP.
- C0068785 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC20S (M) DDP.
- C0068791 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26SS (M) DDP.
- C0068807 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM PRC24 (M) DDP.
- C0068813 NOVOSYN VIOLET 4/0(1,5) 70CM 2XFR26 (MDDP.
- C0068815 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM 2XFR26 (M) DDP.
- C0068817 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM 2XFR26 (M) DDP.
- C0068820 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XFR26 (M) DDP.
- C0068823 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DSMP19 (MDDP.
- C0068824 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DSMP19 (M) DDP.
- C0068827 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRC22 (M) DDP.
- C0068828 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM 2XFR26 (M) DDP.
- C0068831 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM DRC22 (M) DDP.
- C0068842 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC37S (M) DDP.
- C0068843 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC37S (M) DDP.

..//

- C0068844 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC37S (M) DDP.
- C0068847 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR43 (M) DDP.
- C0068848 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR43 (M) DDP.
- C0068860 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM FR36 (M) DDP.
- C0068864 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M) DDP.
- C0068865 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M) DDP.
- C0068866 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM FR40 (M) DDP.
- C0068867 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM FR40 (M) DDP.
- C0068869 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 90CM 2XHR17 (M) DDP.
- C0068872 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HRC43 LOPMDDP.
- C0068874 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR22 (M) DDP.
- C0068875 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XHR22 (M) DDP.
- C0068877 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR22 (M) DDP.
- C0068880 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM HR22 (M) DDP.
- C0068894 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC37S (M) DDP.
- C0068895 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC37S (M) DDP.
- C0068896 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC37S (M) DDP.
- C0068897 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRC37S (M) DDP.
- C0068901 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM 2XHR26 (M) DDP.
- C0068902 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM 2XHR26 (M) DDP.
- C0068904 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR17 (M) DDP.
- C0068907 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM 2XHR26 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0068908 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC40 (M) DDP.
- C0068909 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC40 (M) DDP.
- C0068920 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM 2XGS13 (MDDP).
- C0068946 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR43 (M) DDP.
- C0068947 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR43 (M) DDP.
- C0068948 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR43 (M) DDP.
- C0068949 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC40 (M) DDP.
- C0068951 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC40 (M) DDP.
- C0068955 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR37S (M) DDP.
- C0068956 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37S (M) DDP.
- C0068958 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC40S (M) DDP.
- C0068959 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC40S (M) DDP.
- C0068960 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC40S (M) DDP.
- C0068961 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HRC40S (M) DDP.
- C0068962 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC48 (M) DDP.
- C0068963 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC48 (M) DDP.
- C0068964 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRC48 (M) DDP.
- C0068965 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HRC48 (M) DDP.
- C0068970 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC43 (M) DDP.
- C0068971 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC43 (M) DDP.
- C0068976 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC43 (M) DDP.
- C0068978 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC43 (M) DDP.

..//

C0068982 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC43S (M) DDP.
C0068983 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRC43S (M) DDP.
C0068985 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT40 (M) DDP.
C0068992 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRC40S (M) DDP.
C0068997 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT43 (M) DDP.
C0069007 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR13 (M) DDP.
C0069007USA NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR13 (M) DDP.
C0069008 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR13 (M) DDP.
C0069012 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP.
C0069013 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR17 (M) DDP.
C0069014 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR17 (M) DDP.
C0069015 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR17 (M) DDP.
C0069025 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR13FF(M) DDP.
C0069029 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR22 (M) DDP.
C0069030 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR22 (M) DDP.
C0069031 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR22 (M) DDP.
C0069040 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HR26 (M) DDP.
C0069041 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR26 (M) DDP.
C0069042 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR26 (M) DDP.
C0069048 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HR30 (M) DDP.
C0069090 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR26S (M) DDP.
C0069091 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HR26S (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

C0069092 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HR26S (M) DDP.
C0069095 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR37S (M) DDP.
C0069096 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HR37S (M) DDP.
C0069097 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HR37S (M) DDP.
C0069098 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 70CM HR37S (M) DDP.
C0069099 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR37S (M) DDP.
C0069148 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM DS30 (M) DDP.
C0069195 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS37S (M) DDP.
C0069196 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS37S (M) DDP.
C0069197 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS37S (M) DDP.
C0069203 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM HS15 (M) DDP.
C0069204 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM HS15 (M) DDP.
C0069207 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS12 (M) DDP.
C0069208 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS12 (M) DDP.
C0069212 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS16 (M) DDP.
C0069213 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS16 (M) DDP.
C0069214 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS16 (M) DDP.
C0069217 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS19F(M) DDP.
C0069219 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19 (M) DDP.
C0069220 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) DDP.
C0069221 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M) DDP.
C0069234 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS24 (M) DDP.

..//

- C0069235 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M) DDP.
- C0069236 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M) DDP.
- C0069246 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M) DDP.
- C0069247 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS30 (M) DDP.
- C0069248 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS30 (M) DDP.
- C0069265 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M) DDP.
- C0069265USA NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M) DDP.
- C0069267 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60 (M) DDP.
- C0069271 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM GS51 (M) DDP.
- C0069272 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS51 (M) DDP.
- C0069280 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM GS60 (M)DDP.
- C0069282 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 70CM DS48 (M) DDP.
- C0069290 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26S (M) DDP.
- C0069294 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 90CM HS37 (M) DDP.
- C0069295 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HS37 (M) DDP.
- C0069296 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS37 (M) DDP.
- C0069297 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 90CM HS37 (M) DDP.
- C0069325 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DSMP16 (M) DDP.
- C0069326 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DSMP16 (MDDP.
- C0069327 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP16 (M) DDP.
- C0069330 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 70CM DS12 (M) DDP.
- C0069331 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- C0069340 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM HRC17 (M) DDP.
C0069362 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HS48 (M) DDP.
C0069363 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS48 (M) DDP.
C0069364 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 90CM HS48 (M) DDP.
C0069398 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 70CM HRT37S (M) DDP.
C0069400 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HRT40 (M) DDP.
C0069419 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M) DDP.
C0069420 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS19 (M) DDP.
C0069421 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) DDP.
C0069422 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M) DDP.
C0069430 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M) DDP.
C0069431 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS23 (M) DDP.
C0069432 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS23 (M) DDP.
C0069433 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS23 (M) DDP.
C0069440 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS26 (M) DDP.
C0069441 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M) DDP.
C0069444 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HRC26S (M) DDP.
C0069450 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS30 (M) DDP.
C0069451 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS30 (M) DDP.
C0069465 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM GS60 (M) DDP.
C0069466 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM HR40S (M) DDP.
C0069467 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 90CM HR40S (M) DDP.

..//

C0069524 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP16 (MDDP.
C0069525 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M) DDP.
C0069528 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DSMP19 (M) DDP.
C0069529 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DSMP19 (MDDP.
C0069530 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19 (M) DDP.
C0069535 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS24 (M) DDP.
C0069554 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M) DDP.
C0069555 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DSMP24 (MDDP.
C0069556 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M) DDP.
C0069557 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HR40S (M) DDP.
C0069558 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 90CM HR40S (M) DDP.
C0069559 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HR40S (M) DDP.
C0069559USA NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HR40S (M) DDP.
C0069561 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HR48 (M) DDP.
C0069562 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HR48 (M) DDP.
C0069594 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM HR37S (M) DDP.
C0069595 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 90CM HR37S (M) DDP.
C0069596 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HR37S (M) DDP.
C0069597 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HR37S (M) DDP.
C0069599 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP16 (M) DDP.
C0069600 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM PSMP16 (MDDP.
C0069602 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM PSMP16 (M) DDP.






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

C0069607 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (MDDP.
C0069608 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M) DDP.
C0069617 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DSMP13F(MDDP.
C0069618 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (MDDP.
C0069618USA NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (M) DDP.
C0069619 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M) DDP.
C0069620 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (MDDP.
C0069628 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M) DDP.
C0069628USA NOVOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM DSMP19 (M) DDP.
C0069629 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (MDDP.
C0069630 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M) DDP.
C0069655 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP24 (MDDP.
C0069656 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M) DDP.
C0069657 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M) DDP.
C0069660 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP39 (M) DDP.
C0069661 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM HRT37 (M) DDP.
C0069662 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 90CM HRT37 (M) DDP.
C0069663 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HRT37 (M) DDP.
C0069664 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HRT37 (M) DDP.
C0069665 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 90CM HRT37 (M) DDP.
C0069670 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HRT40S (M) DDP.
C0069673 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HRT40 (M) DDP.

..//

C0069709 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM 2XDSMP7(MDDP.
C0069864 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 90CM HRC37 (M) DDP.
C0069865 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 90CM HRC37 (M) DDP.
C0069866 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HRC37 (M) DDP.
C0069867 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HRC37 (M) DDP.
C0069868 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 90CM HRC37 (M) DDP.
C0069878 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 70CM HRC37S (M) DDP.
C0069903 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HRC40 (M) DDP.
C0069920 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HRC40 (M) DDP.
C0069958 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HRC40S (M) DDP.
C0088036 NOVOSYN VIOLET 2/0(3) 4X45CM HRC26TO(MDDP.
C0088613 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 4X70CM HR17TOMDDP.
C0088614 NOVOSYN VIOLET 3/0(2) 4X70CM HR17TO(M) DDP.
C0088629 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 4X70CM HR22TOMDDP.
C0088630 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X70CM HR22TO (M) DDP.
C0088640 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 4X70CM HR26TOMDDP.
C0088641 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X70CM HR26TO (M) DDP.
C0088642 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X70CM HR26TO (M) DDP.
C0088669 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X70CM HR37TO (M) DDP.
C0088696 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 4X70CM HR37STO(MDDP.
C0088713 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 4X45CM HR17TOMDDP.
C0088714 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM HR17TO (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

C0088719 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 4X45CM HR13TOMDDP.
C0088729 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 4X45CM HR22TOMDDP.
C0088730 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM HR22TO (M) DDP.
C0088731 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X45CM HR22TO (M) DDP.
C0088740 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 4X45CM HR26TOMDDP.
C0088741 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM HR26TO (M) DDP.
C0088742 NOVOSYN VIOLET 2/0(3) 4X45CM HR26TO (M) DDP.
C0088769 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM HR37TO (M) DDP.
C0088770 NOVOSYN VIOLET 2/0(3) 4X45CM HR37TO (M) DDP.
C0088790 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X45CM HR26STO(MDDP.
C0088794 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM HR37STO(MDDP.
C0088795 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X45CM HR37STO(MDDP.
C0088810 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3)4X45CM HR26SSTOMDDP.
C0088836 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM HS23TO (M) DDP.
C0088953 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM DS24TO (M) DDP.
C0089678 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 3X45CM HS37SSTOMDDP.
C0089713 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 4X45CM HR17TOMDDP.
C0089741 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 4X45CM HR26TO (M) DDP.
C0089794 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 4X45CM HR37STO(MDDP.
C0089795 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 4X45CM HR37STO(MDDP.
C0089894 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 4X45CM HS26STO(MDDP.
C0089895 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 4X45CM HS26STO(MDDP.

..//

G0058204 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 140CM DDP.
G0058205 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 140CM DDP.
G0058207 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 140CM DDP.
G0058208 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 140CM DDP.
G0058209 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 140CM DDP.
G0058210 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 140CM DDP.
G0058405 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 2X70CM DDP.
G0058406 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 2X70CM DDP.
G0058407 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 2X70CM DDP.
G0058409 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 2X70CM DDP.
G0058410 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 2X70CM DDP.
G0058445 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 5X70CM DDP.
G0058446 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 5X70CM DDP.
G0058447 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 5X70CM DDP.
G0058623 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 3X45CM DDP.
G0058624 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 3X45CM DDP.
G0058625 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 3X45CM DDP.
G0058626 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 3X45CM DDP.
G0058627 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 3X45CM DDP.
G0058629 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 3X45CM DDP.
G0058630 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 3X45CM DDP.
G0058649 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 6X45CM DDP.

Handwritten signature and scribble at the bottom left of the page.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- G0058664 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 12X45CM DDP.
G0058665 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 12X45CM DDP.
G0058666 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 12X45CM DDP.
G0058667 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 12X45CM DDP.
G0058715 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 250CM ARO DDP.
G0058716 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 250CM ARO DDP.
G0058717 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 250CM ARO DDP.
G0058719 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 250CM ARO DDP.
G0058720 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 250CM ARO DDP.
G0068003 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR10 (M) DDP.
G0068006 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM HR13 (M) DDP.
G0068007 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M) DDP.
G0068008 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR13 (M) DDP.
G0068011 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM HR17 (M) DDP.
G0068012 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP.
G0068013 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17 (M) DDP.
G0068014 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M) DDP.
G0068015 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR17 (M) DDP.
G0068029 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR22 (M) DDP.
G0068030 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) DDP.
G0068031 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M) DDP.
G0068032 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR22 (M) DDP.

..//

- G0068040 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26 (M) DDP.
- G0068041 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) DDP.
- G0068042 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) DDP.
- G0068043 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M) DDP.
- G0068044 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M) DDP.
- G0068046 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M) DDP.
- G0068047 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M) DDP.
- G0068048 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M) DDP.
- G0068049 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30 (M) DDP.
- G0068050 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR37 (M) DDP.
- G0068051 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M) DDP.
- G0068052 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37 (M) DDP.
- G0068053 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M) DDP.
- G0068055 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR40S (M) DDP.
- G0068056 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR40S (M) DDP.
- G0068057 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR40S (M) DDP.
- G0068058 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR40S (M) DDP.
- G0068059 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR40S (M) DDP.
- G0068060 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR48 (M) DDP.
- G0068061 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR48 (M) DDP.
- G0068062 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR48 (M) DDP.
- G0068063 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR48 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- G0068076 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR76 (M) DDP.
G0068089 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26S (M) DDP.
G0068090 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M) DDP.
G0068091 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S (M) DDP.
G0068092 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M) DDP.
G0068093 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26S (M) DDP.
G0068095 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37S (M) DDP.
G0068096 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37S (M) DDP.
G0068097 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M) DDP.
G0068098 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR37S (M) DDP.
G0068113 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17S (M) DDP.
G0068140 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRC37 (M) DDP.
G0068141 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRC37 (M) DDP.
G0068142 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC37 (M) DDP.
G0068143 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRC37 (M) DDP.
G0068145 NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 20CM DRM6 140MDDP.
G0068151 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR18 (M) DDP.
G0068203 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HS15 (M) DDP.
G0068204 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM HS15 (M) DDP.
G0068206 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM DS12 (M) DDP.
G0068207 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS12 (M) DDP.
G0068208 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DS12 (M) DDP.

..//

G0068212 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M) DDP.
G0068213 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DS16 (M) DDP.
G0068214 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS16 (M) DDP.
G0068219 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS19 (M) DDP.
G0068220 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) DDP.
G0068221 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS19 (M) DDP.
G0068225 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM HS21 (M) DDP.
G0068226 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM HS21 (M) DDP.
G0068230 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM HS23 (M) DDP.
G0068234 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS24 (M) DDP.
G0068235 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M) DDP.
G0068236 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M) DDP.
G0068237 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS24 (M) DDP.
G0068241 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26 (M) DDP.
G0068242 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M) DDP.
G0068246 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS30 (M) DDP.
G0068247 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M) DDP.
G0068248 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS30 (M) DDP.
G0068249 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M) DDP.
G0068251 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS30 (M) DDP.
G0068253 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS30 (M) DDP.
G0068265 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM GS60 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

G0068266 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM GS60 (M) DDP.
G0068290 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26S (M) DDP.
G0068291 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS26S (M) DDP.
G0068294 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M) DDP.
G0068296 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS37S (M) DDP.
G0068297 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS37S (M) DDP.
G0068298 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HS37S (M) DDP.
G0068312 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRC17 (M) DDP.
G0068313 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HRC17 (M) DDP.
G0068314 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC17 (M) DDP.
G0068320 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DRT18 (M) DDP.
G0068321 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRT18 (M) DDP.
G0068335 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC26 (M) DDP.
G0068336 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26 (M) DDP.
G0068343 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC26 (M) DDP.
G0068346 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 150CM HRT43LOP(MDDP.
G0068347 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRT43 LOOP(MDDP.
G0068357 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRT43S LOP(MDDP.
G0068370 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRT48 LOOP(MDDP.
G0068395 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRT37S (M) DDP.
G0068396 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRT37S (M) DDP.
G0068414 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM FR26 (M) DDP.

..//

- G0068415 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR26 (M) DDP.
- G0068416 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR26 (M) DDP.
- G0068420 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS19 (M) DDP.
- G0068421 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M) DDP.
- G0068422 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS19 (M) DDP.
- G0068425 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM FR36 (M) DDP.
- G0068430 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS23 (M) DDP.
- G0068431 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS23 (M) DDP.
- G0068461 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS48 (M) DDP.
- G0068462 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS48 (M) DDP.
- G0068463 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS48 (M) DDP.
- G0068472 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT43 (M) DDP.
- G0068476 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM JRC30S (M) DDP.
- G0068485 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS40 (M) DDP.
- G0068486 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS40 (M) DDP.
- G0068487 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS40 (M) DDP.
- G0068488 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40 (M) DDP.
- G0068495 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37 (M) DDP.
- G0068496 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37 (M) DDP.
- G0068497 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS37 (M) DDP.
- G0068498 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS37 (M) DDP.
- G0068507 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DS12 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- G0068508 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DS12 (M) DDP.
G0068522 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HS18 (M) DDP.
G0068529 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DSMP16 (M) DDP.
G0068531 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DSMP16 (MDDP).
G0068534 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT37S (M) DDP.
G0068542 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M) DDP.
G0068549 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR30S (M) DDP.
G0068551 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M) DDP.
G0068552 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37 (M) DDP.
G0068553 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37 (M) DDP.
G0068556 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR40S (M) DDP.
G0068557 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR40S (M) DDP.
G0068558 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR40S (M) DDP.
G0068560 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR48 (M) DDP.
G0068561 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR48 (M) DDP.
G0068562 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M) DDP.
G0068563 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) DDP.
G0068583 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS37S (M) DDP.
G0068586 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS40S (M) DDP.
G0068587 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HS40S (M) DDP.
G0068588 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HS40S (M) DDP.
G0068590 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26S (M) DDP.

..//

G0068591 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26S (M) DDP.
G0068592 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M) DDP.
G0068595 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37S (M) DDP.
G0068596 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S (M) DDP.
G0068597 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M) DDP.
G0068598 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR37S (M) DDP.
G0068602 NOVOSYN VIOLET 1(4) 150CM HRC43S LOP(MDDP.
G0068615 NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 15CM DLM6 150MDDP.
G0068616 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 30CM 2XVLM6 (MDDP.
G0068620 NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 30CM DLM6S200MDDP.
G0068621 NOVOSYN VIOLET 7/0 (0,5) 30CM DLM6S200MDDP.
G0068623 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M) DDP.
G0068624 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (MDDP.
G0068630 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (MDDP.
G0068637 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN40 (M) DDP.
G0068650 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HRT37 (M) DDP.
G0068651 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT37 (M) DDP.
G0068652 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRT37 (M) DDP.
G0068653 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT37 (M) DDP.
G0068654 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HRT37 (M) DDP.
G0068657 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC80 (M) DAL.
G0068702 NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 30CM2XDLM6150MDDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

G0068710 NOVOSYN VIOLET8/0 (0,4) 30CM2XDLM6S200MDDP.
G0068711 NOVOSYN VIOLET7/0 (0,5) 45CM2XDLM6S200MDDP.
G0068715 NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 30CM2XHLM6150MDDP.
G0068718 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM VLM10(M) DDP.
G0068734 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM 2XVLM8 (MDDP.
G0068735 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM 2XVLM8 (M) DDP.
G0068736 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM 2XVLM8 (MDDP.
G0068737 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM 2XVLM6 (MDDP.
G0068778 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM VLM8 (M) DDP.
G0068788 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT80 (M) DAL.
G0068791 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26SS (M) DDP.
G0068842 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC37S (M) DDP.
G0068843 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HRC37S (M) DDP.
G0068896 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRC37S (M) DDP.
G0068904 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM 2XHR17 (M) DDP.
G0068918 NOVOSYN VIOLET 2(5) 150CM HRT48 LOOP(MDDP.
G0068920 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM 2XGS13 (MDDP.
G0068930 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 240CM HR65 LOOP (M) DDP.
G0068947 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR43 (M) DDP.
G0068956 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37S (M) DDP.
G0068966 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM 2XHLM8 (MDDP.
G0068967 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM 2XHLM8 (M) DDP.

..//

G0068987 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 150CM HRC48 LOOP(MDDP.
G0068988 NOVOSYN VIOLET 2 5) 150CM HRC48 LOOP(MDDP.
G0068997 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT43 (M) DDP.
G0069220 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) DDP.
G0069221 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M) DDP.
G0069234 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS24 (M)DDP.
G0069235 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M) DDP.
G0069236 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M) DDP.
G0069265 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M) DDP.
G0069271 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM GS51 (M) DDP.
G0069420 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS19 (M) DDP.
G0069421 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) DDP.
G0069440 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS26 (M) DDP.
G0069441 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M) DDP.
G0069524 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP16 (MDDP.
G0069525 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M) DDP.
G0069530 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19 (M) DDP.
G0069600 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM PSMP16 (MDDP.
G0069607 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (MDDP.
G0069608 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M) DDP.
G0069618 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (MDDP.
G0069619 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

G0069620 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (MDDP.
G0069628 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M) DDP.
G0069629 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (MDDP.
G0069630 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M) DDP.
G0069656 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M) DDP.
G0069657 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M) DDP.
G0069734 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM 2XVLM8 (MDDP.
G0069735 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM 2XVLM8 (M) DDP.
G0088770 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X45CM HR37TO (M) DDP.
M0068182 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 8X45CM HR22BTOMTD.
M0068188 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 8X45CM HR22BTO (M) TD.
M0068200 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 8X45CM HR26BTO (M) TD.
M0068201 NOVOSYN VIOLET 3/0(2)8X70CM HR26BTO (M) TD.
M0088037 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X45CM HRC26TO (M) TD.
M0088081 NOVOSYN VIOLET 2/0(3) 8X45CM HS26STO(MTD.
M0088090 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 8X45CM HS23TO (M) TD.
M0088101 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X45CM HR48TO (M) TD.
M0088102 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 8X45CM HR48TO (M) TD.
M0088103 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 8X45CM HR48TO (M) TD.
M0088104 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 8X45CM HR48TO (M) TD.
M0088110 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 8X45CM HR43TO (M) TD.
M0088111 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 8X45CM HR43TO (M) TD.

..//

- M0088115 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X45CM HR40STO(MTD.
- M0088116 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 8X45CM HR40STO(MTD.
- M0088117 NOVOSYN VIOLET 1(4) 8X45CM HR40STO (M) TD.
- M0088118 NOVOSYN VIOLET 2(5) 8X45CM HR40STO (M) TD.
- M0088131 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 8X45CM HR37SSTOMTD.
- M0088132 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 8X45CM HR37SSTO (M) TD.
- M0088135 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 8X45CM HR37STO(MTD.
- M0088136 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X45CM HR37STO(MTD.
- M0088137 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 8X45CM HR37STO(MTD.
- M0088139 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 8X45CM HR37STO (M) TD.
- M0088140 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 8X45CM HR37STO (M) TD.
- M0088145 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 8X45CM HR37TO (M) TD.
- M0088146 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X45CM HR37TO (M) TD.
- M0088155 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X45CM HR30TO (M) TD.
- M0088160 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X45CM HR26SSTOMTD.
- M0088164 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X45CM HR26STO(MTD.
- M0088165 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 8X45CM HR26STO(MTD.
- M0088166 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 8X45CM HR26STO(M)TD.
- M0088167 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 8X45CM HR26STO (M) TD.
- M0088170 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 8X45CM HR26TOMTD.
- M0088171 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 8X45CM HR26TO (M) TD.
- M0088172 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X45CM HR26TO (M) TD.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

M0088177 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 8X45CM HR22TOM TD.
M0088178 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 8X45CM HR22TO (M) TD.
M0088180 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X45CM HR22TO (M) TD.
M0088185 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 8X45CM HR17TOMTD.
M0088187 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 8X45CM HR17TO (M) TD.
M0088190 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 8X45CM HR13TO (M) TD.
M0088191 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 8X45CM HR13TOMTD.
M0088192 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 8X45CM DS24TO (M) TD.
M0088199 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 8X70CM HR65 (MTD.
M0088200 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 8X70CM HR65 (M) TD.
M0088204 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 8X70CM HR48TO (M) TD.
M0088207 NOVOSYN VIOLET 1(4)8X70CM HR40STO(M)TD.
M0088208 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 8X70CM HR40STO (M) TD.
M0088212 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X70CM HR37STO(MTD.
M0088213 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 8X70CM HR37STO(MTD.
M0088214 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 8X70CM HR37STO (M)TD.
M0088215 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 8X70CM HR37STO (M)TD.
M0088218 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 8X70CM HR37TO (M) TD.
M0088219 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X70CM HR37TO (M) TD.
M0088229 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X70CM HR30TO (M) TD.
M0088232 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 8X70CM HR26STO(MTD.
M0088233 NOVOSYN VIOLET 1(4)8X70CM HR26STO (M) TD.

..//

M0088234 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 8X70CM HR26STO (M) TD.
M0088237 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 8X70CM HR26TOMTD.
M0088239 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 8X70CM HR26TO (M) TD.
M0088241 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X70CM HR26TO (M) TD.
M0088248 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 8X70CM HR22TOMTD.
M0088249 NOVOSYN VIOLET 3/0(2)8X70CM HR22TO (M) TD.
M0088250 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 8X70CM HR22TO (M)TD.
M0088255 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 8X70CM HR17TOMTD.
M0089020 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 8X45CM HR17TOMTD.
M0089116 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 8X45CM HR26TO (M) TD.
M0089117 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 8X45CM HR26TO (M) TD.
M0089130 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 8X45CM HR37STO(MTD.
M0089131 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 8X45CM HR37STO(MTD.
M0089132 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 8X45CM HR37STO(MTD.
M0089133 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 8X45CM HR37STO (M) TD.
M0089140 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 8X45CM HR48TO (M) TD.
M0089157 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 8X45CM HRN35TO(MTD.
M0089172 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 8X45CM HS40SSTO (M) TD.
M0089175 NOVOSYN UNDYED 3/0(2)8X45CM HS26STO(MTD.
M0089176 NOVOSYN UNDYED 2/0(3)8X45CM HS26STO(MTD.
M0089504 NOVOSYN UNDYED 0(3,5)8X70CM HR37STO(MTD.
M0089505 NOVOSYN UNDYED 1(4)8X70CM HR37STO (M) TD.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- X0058404 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 2X70CM DDP.
- X0058405 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 2X70CM DDP.
- X0058406 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 2X70CM DDP.
- X0058407 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 2X70CM DDP.
- X0058444 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 5X70CM DDP.
- X0058445 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 5X70CM DDP.
- X0058446 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 5X70CM DDP.
- X0058447 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 5X70CM DDP.
- X0058624 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 3X45CM DDP.
- X0058625 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 3X45CM DDP.
- X0058626 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 3X45CM DDP.
- X0058627 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 3X45CM DDP.
- X0058644 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 6X45CM DDP.
- X0058645 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 6X45CM DDP.
- X0058646 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 6X45CM DDP.
- X0058647 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 6X45CM DDP.
- X0058649 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 6X45CM DDP.
- X0058665 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 12X45CM DDP.
- X0058666 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 12X45CM DDP.
- X0058667 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 12X45CM DDP.
- X0058669 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 12X45CM DDP.
- X0058670 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 12X45CM DDP.

..//

X0068002 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM HR10 (M) DDP.
X0068003 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR10 (M) DDP.
X0068007 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR13 (M) DDP.
X0068008 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR13 (M) DDP.
X0068011 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 70CM HR17 (M) DDP.
X0068012 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HR17 (M) DDP.
X0068013 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17 (M) DDP.
X0068014 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17 (M) DDP.
X0068015 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR17 (M) DDP.
X0068022 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M) DDP.
X0068025 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M) DDP.
X0068029 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR22 (M) DDP.
X0068030 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR22 (M) DDP.
X0068031 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22 (M) DDP.
X0068032 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR22 (M) DDP.
X0068036 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR22S (M) DDP.
X0068037 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR22S (M) DDP.
X0068038 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR22S (M) DDP.
X0068040 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR26 (M) DDP.
X0068041 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26 (M) DDP.
X0068042 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26 (M) DDP.
X0068043 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- X0068044 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26 (M) DDP.
- X0068046 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR30 (M) DDP.
- X0068047 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR30 (M) DDP.
- X0068048 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR30 (M) DDP.
- X0068051 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR37 (M) DDP.
- X0068053 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37 (M) DDP.
- X0068090 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26S (M) DDP.
- X0068091 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR26S (M) DDP.
- X0068092 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR26S (M) DDP.
- X0068093 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 70CM HR26S (M) DDP.
- X0068096 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR37S (M) DDP.
- X0068097 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HR37S (M) DDP.
- X0068101 NOVOSYN VIOLET 7/0 (0,5) 45CM DR10 (M) DDP.
- X0068111 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HR13SS (M) DDP.
- X0068113 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HR17S (M) DDP.
- X0068114 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR17S (M) DDP.
- X0068145 NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 20CM DRM6 140MDDP.
- X0068150 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DR18 (M) DDP.
- X0068151 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DR18 (M) DDP.
- X0068162 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM 2XDSMP13 (MDDP).
- X0068185 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM GR51 (M) DDP.
- X0068198 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HR26B (M) DDP.

..//

- X0068202 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM DS9 (M).
- X0068203 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HS15 (M) DDP.
- X0068204 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)45CM HS15 (M) DDP.
- X0068206 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7)45CM DS12 (M)
- X0068207 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS12 (M) DDP.
- X0068208 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DS12 (M).
- X0068209 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HR26B (M) DDP.
- X0068212 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS16 (M).
- X0068213 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)45CM DS16 (M).
- X0068214 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS16 (M).
- X0068219 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DS19 (M).
- X0068220 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) DDP.
- X0068221 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DS19 (M) DDP.
- X0068225 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM HS21 (M) DDP.
- X0068226 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM HS21 (M) DDP.
- X0068230 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM HS23 (M) DDP.
- X0068234 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS24 (M).
- X0068235 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS24 (M) DDP.
- X0068236 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS24 (M) DDP.
- X0068237 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS24 (M).
- X0068241 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS26 (M) DDP.
- X0068242 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS26 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- X0068243 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS26 (M) DDP.
- X0068246 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS30 (M).
- X0068247 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS30 (M).
- X0068248 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM DS30 (M).
- X0068249 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS30 (M).
- X0068252 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM HS30 (M) DDP.
- X0068253 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HS30 (M) DDP.
- X0068258 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM DS35 (M).
- X0068266 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM GS60 (M) DDP.
- X0068281 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 20CM GR19 (M) DDP.
- X0068284 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 20CM GR19 (M) DDP.
- X0068294 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS37S (M) DDP.
- X0068312 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM HRC17 (M) DDP.
- X0068313 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM HRC17 (M) DDP.
- X0068314 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HRC17 (M) DDP.
- X0068320 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DRT18 (M) DDP.
- X0068321 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRT18 (M) DDP.
- X0068331 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC22 (M) DDP.
- X0068336 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26 (M) DDP.
- X0068377 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DRT22 (M) DDP.
- X0068391 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 70CM HRT37 (M) DDP.
- X0068416 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 70CM FR26 (M) DDP.

..//

- X0068419 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DS19 (M).
- X0068420 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS19 (M) DDP.
- X0068421 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS19 (M).
- X0068422 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DS19 (M).
- X0068430 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM HS23 (M) DDP.
- X0068431 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HS23 (M) DDP.
- X0068441 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM HRC26S (M) DDP.
- X0068449 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM HR13 (M) DDP.
- X0068450 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM HR13 (M) DDP.
- X0068451 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM HR13 (M) DDP.
- X0068466 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR40S (M) DDP.
- X0068495 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37 (M) DDP.
- X0068496 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HS37 (M) DDP.
- X0068507 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DS12 (M).
- X0068508 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS12 (M).
- X0068513 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5)70CM DS16 (M).
- X0068514 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DS16 (M).
- X0068529 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DSMP16 (M) DDP.
- X0068531 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DSMP16 (M) DDP.
- X0068534 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRT37S (M) DDP.
- X0068538 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M) DDP.
- X0068540 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 90CM HR26 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

- X0068541 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 90CM HR26 (M) DDP.
X0068542 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26 (M) DDP.
X0068551 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37 (M) DDP.
X0068562 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR48 (M) DDP.
X0068563 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR48 (M) DDP.
X0068577 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37SS (M) DDP.
X0068590 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR26S (M).
X0068591 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR26S (M) DDP.
X0068592 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR26S (M) DDP.
X0068595 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HR37S (M) DDP.
X0068597 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HR37S (M) DDP.
X0068613 NOVOSYN VIOLET 2 (5) 90CM HR26S (M) DDP.
X0068615 NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 15CM DLM6 150MDDP.
X0068619 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 90CM HRN35 (M) DDP.
X0068620 NOVOSYN VIOLET 8/0 (0,4) 30CM DLM6S200MDDP.
X0068621 NOVOSYN VIOLET 7/0 (0,5) 30CM DLM6S200MDDP.
X0068622 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (MDDP.
X0068623 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M) DDP.
X0068624 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (MDDP.
X0068626 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M) DDP.
X0068630 NOVOSYN VIOLET 4/0(1,5) 45CM DSMP19 (MDDP.
X0068631 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M) DDP.

..//

- X0068651 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 90CM HRT37 (M) DDP.
- X0068652 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HRT37 (M) DDP.
- X0068685 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (MDDP.
- X0068708 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM 2XDSMP7(MDDP.
- X0068710 NOVOSYN VIOLET8/0 (0,4) 30CM2XDLM6S200MDDP.
- X0068711 NOVOSYN VIOLET7/0 (0,5) 45CM2XDLM6S200MDDP.
- X0068734 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM 2XVLM8(M) DDP.
- X0068735 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 45CM 2XVLM8 (M) DDP.
- X0068751 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 120CM SKR26 (M) DDP.
- X0068756 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 120CM SKR19 (M) DDP.
- X0068782 NOVOSYN VIOLET 5/0 (1) 70CM DSMP16 (M) DDP.
- X0068783 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DSMP16(M) DDP.
- X0068784 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DSMP16 (M) DDP.
- X0068785 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3)70CM HRC20S (M) DDP.
- X0068823 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 70CM DSMP19 (MDDP.
- X0068824 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DSMP19 (M) DDP.
- X0068864 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M)
- X0068865 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M) DDP.
- X0068956 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 90CM HR37S (M) DD.
- X0068966 NOVOSYN VIOLET 6/0 (0,7) 45CM 2XHLM8 (MDDP.
- X0069007 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM HR13 (M) DDP.
- X0069013 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5)70CM HR17 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

X0069014 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR17 (M) DDP.
X0069015 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR17 (M) DDP.
X0069030 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HR22 (M) DDP.
X0069090 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HR26S (M) DDP.
X0069091 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HR26S (M) DDP.
X0069096 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HR37S (M) DDP.
X0069148 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM DS30 (M) DDP.
X0069203 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM HS15 (M) DDP.
X0069204 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM HS15 (M) DDP.
X0069207 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS12 (M) DDP.
X0069208 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS12 (M) DDP.
X0069212 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS16 (M) DDP.
X0069213 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS16 (M) DDP.
X0069214 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS16 (M) DDP.
X0069219 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DS19 (M) DDP.
X0069220 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DS19 (M) DDP.
X0069221 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DS19 (M) DDP.
X0069234 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS24 (M) DDP.
X0069235 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS24 (M) DDP.
X0069236 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS24 (M) DDP.
X0069246 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS30 (M) DDP.
X0069247 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS30 (M) DDP.

..//.

X0069248 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM DS30 (M) DDP.
X0069265 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM GS60 (M) DDP.
X0069267 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM GS60 (M) DDP.
X0069271 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM GS51 (M) DDP.
X0069282 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 70CM DS48 (M) DDP.
X0069290 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26S (M) DDP.
X0069294 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 90CM HS37 (M) DDP.
X0069295 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HS37 (M) DDP.
X0069296 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS37 (M) DDP.
X0069297 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 90CM HS37 (M) DDP.
X0069325 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DSMP16 (M) DDP.
X0069326 NOVOSYN UNDYED 4/0(1,5) 70CM DSMP16 (MDDP.
X0069327 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP16 (M) DDP.
X0069330 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 70CM DS12 (M) DDP.
X0069331 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS12 (M) DDP.
X0069362 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 90CM HS48 (M) DDP.
X0069363 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HS48 (M) DDP.
X0069364 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 90CM HS48 (M) DDP.
X0069419 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DS19 (M) DDP.
X0069420 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DS19 (M) DDP.
X0069421 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DS19 (M) DDP.
X0069422 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DS19 (M) DDP.






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

X0069430 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS23 (M) DDP.
X0069431 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS23 (M) DDP.
X0069432 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS23 (M) DDP.
X0069433 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HS23 (M) DDP.
X0069440 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM HS26 (M) DDP.
X0069441 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS26 (M) DDP.
X0069444 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 70CM HRC26S (M) DDP.
X0069450 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM HS30 (M) DDP.
X0069451 NOVOSYN UNDYED 0 (3,5) 70CM HS30 (M) DDP.
X0069465 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM GS60 (M) DDP.
X0069524 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP16 (MDDP.
X0069525 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP16 (M) DDP.
X0069528 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 70CM DSMP19 (M) DDP.
X0069529 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DSMP19 (MDDP.
X0069530 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP19 (M) DDP.
X0069554 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 70CM DSMP24 (M) DDP.
X0069555 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 70CM DSMP24 (MDDP.
X0069556 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 70CM DSMP24 (M) DDP.
X0069558 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 90CM HR40S (M) DDP.
X0069599 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP16 (M) DDP.
X0069607 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DSMP11 (MDDP.
X0069608 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP11 (M) DDP.

..//

X0069618 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM DSMP13 (MDDP.
X0069619 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP13 (M) DDP.
X0069620 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP13 (MDDP.
X0069628 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1) 45CM DSMP19 (M) DDP.
X0069629 NOVOSYN UNDYED 4/0 (1,5) 45CM DSMP19 (MDDP.
X0069630 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP19 (M) DDP.
X0069656 NOVOSYN UNDYED 3/0 (2) 45CM DSMP24 (M) DDP.
X0069657 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 45CM DSMP24 (M) DDP.
X0069662 NOVOSYN UNDYED 2/0 (3) 90CM HRT37 (M) DDP.
X0069664 NOVOSYN UNDYED 1 (4) 90CM HRT37 (M) DDP.
X0069665 NOVOSYN UNDYED 2 (5) 90CM HRT37 (M) DDP.
X0069709 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM 2XDSMP7(MDDP.
X0069734 NOVOSYN UNDYED 6/0 (0,7) 45CM 2XVLM8 (MDDP.
X0069735 NOVOSYN UNDYED 5/0 (1)45CM 2XVLM8 (M) DDP.
X0088641 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X70CM HR26TO (M) DD.
X0088642 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X70CM HR26TO (M) DD.
X0088692 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X70CM HR26STO (M) DDP.
X0088697 NOVOSYN VIOLET 1(4) 4X70CM HR37STO (M) DDP.
X0088729 NOVOSYN VIOLET 4/0 (1,5) 4X45CM HR22TOMDDP.
X0088730 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM HR22TO (M) DD.
X0088741 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM HR26TO (M) DD.
X0088742 NOVOSYN VIOLET 2/0 (3) 4X45CM HR26TO (M) DD.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

X0088791 NOVOSYN VIOLET 0 (3,5) 4X45CM HR26STO (MDD).

X0088797 NOVOSYN VIOLET 1 (4) 4X45CM HR37STO (M) DDP.

X0088953 NOVOSYN VIOLET 3/0 (2) 4X45CM DS24TO (M).

Período de vida útil: 5 años.

Forma de presentación: Caja conteniendo 36 unidades.

Caja conteniendo 24 unidades.

Caja conteniendo 12 unidades.

Caja conteniendo 6 unidades.

Caja conteniendo 4 unidades.

Por unidad.

Condición de uso: Venta Exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias.

Lugar/es de elaboración: Carretera de Terrasa, 121 - 08191 Rubí, Barcelona,
España. B. Braun Surgical S.A.


Fuente de obtención de materia prima: No aplica.

Se extiende a B. BRAUN MEDICAL S.A. el Certificado de Autorización e
Inscripción del PM-669-267, en la Ciudad de Buenos Aires, a
.....30 ENE. 2015....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha
de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

1176

Ing ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



B. Braun Medical SA
J.E. Uriburu 663 7°
Tel / Fax: (5411) 4954 2030
E-Mail: carolina.bais@bbraun.com
http://www.bbraun.com

Modelo de rótulos

IMPORTADOR:

B. Braun Medical S.A. / Uriburu 663 Piso 2° (1027) Cap. Fed. – Argentina

FABRICANTE:

B. Braun Surgical S.A. / Carretera de Terrassa 121 - 08191 Rubí – Barcelona – España

Novosyn

Poli (glicolido-co-L-lactido), absorbible

SUTURA POLIFILAR SINTÉTICA ABSORBIBLE DE PGLA.


Marca B.Braun

Modelo: Según corresponda

Estéril

 "Número de lote"

 "Fecha de vencimiento"

 "De un solo uso"

 "No utilizar si el envase está dañado o abierto"

 "Método de esterilización: Óxido de etileno."


 "Léase las instrucciones de uso"

Director Técnico: Farm. Mariano Peralta M.N. 13430

Autorizado por la ANMAT PM-669-267

Condición de Venta: "Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"


LUIS EDELMAN
PRESIDENTE
B. BRAUN MEDICAL S.A.


MARIANO PERALTA MUÑOZ
Director Técnico
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13430 - M.P. 16268



Modelo de instrucciones de uso

1. Fabricante e importador

IMPORTADOR:

B. Braun Medical S.A. / Uriburu 663 Piso 2° (1027) Cap. Fed. – Argentina

FABRICANTE:

B. Braun Surgical S.A. / Carretera de Terrassa 121 - 08191 Rubí – Barcelona – España

2. Novosyn


Poli (glicolido-co-L-lactido), absorbible

SUTURA POLIFILAR SINTÉTICA ABSORBIBLE DE PGLA.


Marca B.Braun


Modelo: Según corresponda

3. Estéril

4.  "De un solo uso"

5.  "No utilizar si el envase está dañado o abierto"

6.  "Método de esterilización: Óxido de etileno."

7.  "Véase las instrucciones de uso"

8. **Director Técnico:** Farm. Mariano Peralta M.N. 13430.

9. Autorizado por la ANMAT PM-669-267

10. Condición de Venta: "Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias"

11. Contraindicaciones

Novosyn está contraindicado en aquellos casos donde se requiera que la sutura aproxime los bordes de la herida durante un tiempo prolongado (ejemplo: cirugía cardiovascular).

12. Efectos secundarios

Como para el resto de los materiales de sutura, el contacto a largo plazo con soluciones salinas, tales como orina y bilis puede causar litiasis. Una infección preexistente puede afectar negativamente a cualquier sutura absorbible. La degradación de la sutura también puede acelerarse ligeramente dependiendo del paciente y de la gravedad de la infección.

13. Advertencias


Novosyn no debe ser reesterilizado. Los envases, dañados o abiertos, no utilizados, deben ser desechados. No debe usarse después de la fecha de caducidad.


14. Precauciones


Antes de emplear Novosyn el usuario debe estar familiarizado con los procedimientos y técnicas quirúrgicas aplicables a las suturas absorbibles, ya que el riesgo de dehiscencia de la herida depende de donde se aplique y del tipo de material de sutura usado.

Las suturas cutáneas que permanezcan más de 7 días pueden causar una reacción inflamatoria local por lo que deben ser cortadas o retiradas.

Debe considerarse el uso de suturas absorbibles en tejidos poco vascularizados ya que puede haber un rechazo o un retraso en la absorción. Las suturas subcutáneas deben situarse lo más profundamente posible, para reducir el eritema y la induración normalmente asociados al proceso de absorción.


LUIS EDELMAN
PRESIDENTE
B. BRAUN MEDICAL S.A.


MARIANO PERALTA MUÑOZ
Director Técnico
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13430 - M.P. 16268



El uso de Novosyn podría no resultar aconsejable en el caso de pacientes de avanzada edad, desnutridos o debilitados, o en pacientes aquejados de enfermedades o trastornos que retrasen la cicatrización de la herida.

Al usar Novosyn, debe tenerse cuidado para que el uso de instrumentos quirúrgicos tales como pinzas o portaagujas no dañen al hilo al ser pellizcado o retorcido.

La adecuada seguridad del nudo precisa la adopción de técnicas normalizadas de nudos planos y cuadrados con lazadas adicionales según lo indiquen las circunstancias quirúrgicas y la experiencia del cirujano.

Debe evitarse dañar la aguja quirúrgica durante su manejo.

Sujetar la aguja entre un tercio (1/3) a un medio (1/2) de la distancia entre el ojal y la punta de la aguja.

La sujeción por la punta puede impedir la correcta penetración y causar fractura de la aguja. Si se sujeta por la parte de la unión con el hilo de sutura, puede doblarse o romperse.

Enderezar agujas podría causar la pérdida de resistencia y ser menos resistentes a doblarse y romperse. Los usuarios deben tener cuidado de no pincharse por inadvertencia al manipular las agujas quirúrgicas. Desechar las agujas usadas en contenedores especiales para objetos cortantes o punzantes.

15. Aplicación

Se debe de usar de acuerdo a los requerimientos quirúrgicos.

LUIS EDELMANN
PRESIDENTE
B. BRAUN MEDICAL S.A.

MARIANO PERALTA MUÑOZ
Director Técnico
B. BRAUN MEDICAL S.A.
M.N. 13430 / M.P. 16268