



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 0843

BUENOS AIRES, 24 ENE. 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-013544-10-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones PRIMA IMPLANTES S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 0843

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca ORIGINAL PRIMA / OLYMPIA, nombre descriptivo SISTEMA DE ENDOMEDULARES y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Fracturas, de acuerdo con lo solicitado por PRIMA IMPLANTES S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 802 y 803 y 818 a 821 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-917-7, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa

2



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 0843

de Entradas, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-013544-10-3

DISPOSICIÓN N°

0843

jb

jb

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-0000-013544-10-3

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº
0843 y de acuerdo con lo solicitado por PRIMA IMPLANTES S.A., se

autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de
Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos
identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: SISTEMA DE ENDOMEDULARES

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 12-833-Sistemas Ortopédicos
de Fijación Interna, para Fracturas

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ORIGINAL PRIMA / OLYMPIA

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Fracturas simples diafisarias, para reducir y fijar la
fractura de huesos largos.

Fracturas conminutas, en espiral, largas, oblicuas y segmentarias.

Politraumatismos.

Fracturas múltiples.

Reconstrucción post resección de tumores e injertos.

Alargamiento o acortamiento de huesos.

Fracturas subtrocantericas, fracturas intertrocantericas y fracturas ipsilaterales
del eje/cuello femoral.

Modelo/s:

IN41534022 MARTILLO DESLIZANTE TROCANTERICO GAMA

IN71365029 MECHAS RIGIDAS

IN00112023 MEDIDOR DE FRESAS RUSSELL

IN71365032 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD

IN10112003 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD CLAVO RETROGRADO

IN44530071 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD Ø 4,5 GRANDES FRAG.

IN14240071 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD RIGIDO

IN00115124 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD RUSSELL

IN46550071 MEDIDOR PROFUNDIDAD P/ CLAVO ENDOMEDULAR

IN00115130 MEDIDOR RUSSELL

IN41534003 MEDIDOR TOR. CEFALICOS CAJA TROCANT. GAMA

IN41534023 MEDIDOR TORNILLOS DISTALES CAJA TROCANTERICO GAMA

IN18710911 PALPADOR

IN46550911 PALPADOR CORTICAL FEMUR PROXIMAL EXT.

IN71365026 PALPADOR DE CORTICAL

IN71365049 PALPADOR EN T

IN19720165 PERNO SUJECCIÓN CLAVO RETRÓGRADO

IN90000003 PERNO SUJETA CLAVO FEMUR

IN90000002 PERNO SUJETA CLAVO TIBIA

IN16609999 PIN

IN18711031 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

IN00415330 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS RUSSELL

IN42850401 PUNTA CUADRADA

IN05000481 PUNTA CUADRADA CURVO

IN71365017 PUNTA CUADRADA CURVO 2

IN20216600 PUNTA CUADRADA CURVO CLAVO RETROGRADO

IN10216600 PUNTA CUADRADA CURVO RUSSELL

IN00115134 PUNTA CUADRADA EN T RUSSELL

IN20730600 PUNTA CUADRADA RECTO

IN10000251 PUNZON

IN20730181 REGLA HUMERO

IN17710002 REGLA METALICA

IN17710181 REGLA P/ CLAVO FEMUR/TIBIA

IN10112023 REGLA RUSSELL

IN00112088 SN GAMA ATORNILLADOR EN T

IN71152102 SN GAMA CAJA CLAVO GAMMA (IMHS)

IN00112012 SN GAMA CAMISA

IN00115161 SN GAMA CAMISA 14 CM

IN71152116 SN GAMA CAMISA 16 CM

IN71152114 SN GAMA CAMISA CON MANGO

IN71152117 SN GAMA CAMISA TAP HANDLE

IN00112085 SN GAMA CLAVIJA 3,5MM

IN00115163 SN GAMA CLAVIJA ROSCADA 3,2 MM

IN07152110 SN GAMA CLAVO GAMMA DE PRUEBA DIAM 10

e

A

IN00115185 SN GAMA CLAVO GAMMA DE PRUEBA DIAM 12
IN00115186 SN GAMA CLAVO GAMMA DE PRUEBA DIAM 14
IN00115187 SN GAMA CLAVO GAMMA DE PRUEBA DIAM 16
IN00115175 SN GAMA DIAPAZON
IN00115174 SN GAMA DISSN GAMA POSITIVO PARA EXTRACCION DE CLAVO
IN00112008 SN GAMA EXTRACTOR DE CLAVO
IN71152136 SN GAMA FRESA INICIADORA
IN71152112 SN GAMA FRESA PROXIMAL
IN00115170 SN GAMA GUIA 130°
IN00115171 SN GAMA GUIA 135°
IN00115164 SN GAMA GUIA DE CLAVIJA
IN70152114 SN GAMA GUIA DE CLAVIJA 2
IN71152124 SN GAMA GUIA DE CLAVO GAMMA
IN00112086 SN GAMA GUIA DE MECHA
IN00115160 SN GAMA IMPACTOR DE CLAVO
IN00115177 SN GAMA LLAVE EN T CARDANICA
IN00115183 SN GAMA LLAVE EN T PORTACLAVE DE PRUEBA
IN00110566 SN GAMA LLAVE FIJA
IN71152118 SN GAMA MACHO P/TORNILLO CEFALICO
IN10110257 SN GAMA MANDRIL EN T
IN00115188 SN GAMA MANGO EN T PARA ATORNILLADOR CARDANICO
IN71152123 SN GAMA MANGO PORTA GUIA MOLETEADO
IN71152128 SN GAMA MECHA 3,5MM

E
7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

IN00115182 SN GAMA MECHA CANULADA PARA TAMBOR
IN00115162 SN GAMA MEDIDOR
IN00115176 SN GAMA PORTA TORNILLO CEFALICO EN T X 3 PIEZAS
IN00216600 SN GAMA PUNTA CUADRADA CURVO
IN00004014 SN GAMA SUJETADOR DE CLAVO
IN18113045 SN GAMA SUJETADOR DE CLAVO 2
IN00115165 SN IMPACTOR DE TAPON
IN17710661 SUJETA CLAVO TIBIA
IN71365041 SUJETADOR CARDANICO
IN71365024 SUJETADOR DE CLAVO
IN71365022 SUJETADOR DE CLAVO CARDANICO
IN00115502 SUJETADOR DE CLAVO CLAVO RETROGRADO
IN46550661 SUJETADOR DE CLAVO FEMUR
IN20730661 SUJETADOR DE CLAVO HUMERO
IN00115113 SUJETADOR DE CLAVO RUSSELL
IN00115179 TUERCA CLAVO RETROGRADO
IN20730881 TUERCA HUMERO
IN00115114 TUERCA RUSSELL
AC33050944 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 440 MM
AC33050900 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9MM
AC53300718 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 07 MM X 180 MM
AC53300720 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 07 MM X 200 MM
AC53300722 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 07 MM X 220 MM

AC53300724 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 07 MM X 240 MM
AC53300726 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 07 MM X 260 MM
AC53300728 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 07 MM X 280 MM
AC53300730 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 07 MM X 300 MM
AC53300818 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 08 MM X 180 MM
AC53300820 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 08 MM X 200 MM
AC53300822 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 08 MM X 220 MM
AC53300824 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 08 MM X 240 MM
AC53300826 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 08 MM X 260 MM
AC53300828 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 08 MM X 280 MM
AC53300830 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 08 MM X 300 MM
AC53300918 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 09 MM X 180 MM
AC53300920 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 09 MM X 200 MM
AC53300922 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 09 MM X 220 MM
AC53300924 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 09 MM X 240 MM
AC53300926 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 09 MM X 260 MM
AC53300928 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 09 MM X 280 MM
AC53300930 CLAVO ENDOMEDULAR PARA HUMERO SN Ø 09 MM X 300 MM
AC33251000 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM
AC33251022 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 220 MM
AC33251024 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 240 MM
AC33251026 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 260 MM
AC33251027 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 270 MM



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33251028	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 285 MM
AC33251030	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 300 MM
AC33251031	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 315 MM
AC33251032	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 320 MM
AC33251033	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 330 MM
AC33251034	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 340 MM
AC33251345	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 345 MM
AC33210000	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 345 MM
AC33210345	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 345 MM--
AC33251036	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 360 MM
AC33251038	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 380 MM
AC33251040	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 400 MM
AC33210415	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 415 MM
AC33251042	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 420 MM
AC33251044	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 10 MM X 440 MM
AC33251100	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM
AC33251122	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 220 MM
AC33251124	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 240 MM
AC33251126	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 260 MM
AC33251127	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 270 MM
AC33251128	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 285 MM
AC33251129	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 290 MM
E AC33251130	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 300 MM

AC33251131 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 315 MM

ti44208300 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 300 MM

ti44208315 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 315 MM

ti44208330 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 330 MM

ti44208345 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 345 MM

ti44208360 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 360 MM

ti44208380 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 380 MM

ti44208400 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 400 MM

ti44209225 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 225 MM

ti44209240 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 240 MM

ti44209255 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 255 MM

ti44209270 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 270 MM

ti44209285 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 285 MM

ti44209300 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 300 MM

ti44209315 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 315 MM

ti44209330 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 330 MM

ti44209345 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 345 MM

ti44209360 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 360 MM

ti44209380 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 380 MM

ti44209400 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 9 MM X 400 MM

AC33211015 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 150MM

AC33211020 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 200MM

AC33211022 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 220MM

E

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33211024	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 240MM
AC33211025	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 250MM
AC33211030	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 X 300MM
AC33211032	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 320MM
AC33211034	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 340MM
AC33211036	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 360MM
AC33211038	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 380MM
AC33211040	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 10 x 400MM
AC33211100	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 MM
AC33211120	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 X 200MM
AC33211122	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 220MM
AC33211124	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 240MM
AC33211130	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 X 300MM
AC33211132	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 320MM
AC33211134	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 X 340MM
AC33211135	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 350MM
AC33211136	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 360MM
AC33211138	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 380MM
AC33211140	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 11 x 400MM
AC33211000	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 MM
AC33211220	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 200MM
AC33211200	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 200MM
AC33211222	CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 220MM

AC33211224 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 240MM
AC33211230 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 300MM
AC33211232 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 X 320MM
AC33211234 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 340MM
AC33211235 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 350MM
AC33211236 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 x 360MM
AC33211238 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 X 380MM
AC35121618 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 16 x 180 MMX
130°
AC35131618 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 16 x 180 MMX
135°
AC35121621 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 16 X 210 MMX
130°
AC35131621 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 16 x 210 MMX
135°
AC35021034 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX
130° DER.
AC35121034 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX
130° IZQ.
AC35131034 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 340 MMX
135°
AC00021034 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 340 MMX
135° DER.

E



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- AC00121034 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 340 MMX
135° IZQ.
- AC35021036 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX
130° DER.
- AC35121036 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX
130° IZQ.
- AC35131036 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX
135°
- AC00021036 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX
135° DER.
- AC00121036 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 360 MMX
135° IZQ.
- AC35021038 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX
130° DER.
- AC35121038 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX
130° IZQ.
- AC35131038 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX
135°
- AC00021038 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX
135° DER.
- AC00121038 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 380 MMX
135° IZQ.

2

✓

AC35021040 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 x 400 MMX
130° DER.

AC35121040 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 400 MMX
130° IZQ.

AC00021040 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 400 MMX
135° DER.

AC00121040 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 400 MMX
135° IZQ.

AC35021042 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 x 420 MMX
130° DER.

AC35121042 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 x 420 MMX
130° IZQ.

AC00021042 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 x 420 MMX
135° DER.

AC00121042 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 10 X 420 MMX
135° IZQ.

AC35021134 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 x 340 MMX
130° DER.

AC35121134 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 x 340 MMX
130° IZQ.

AC35131134 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 340 MMX
135°

C

7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC00021134	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 x 340 MMX 135° DER.
AC00121134	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 340 MMX 135° IZQ.
AC35021136	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 130° DER.
AC35121136	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 130°.IZQ
AC35131136	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 135°
AC00021136	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 135° DER.
AC00121136	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 360 MMX 135° IZQ.
AC35021138	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 x 380 MMX 130° DER.
AC35121138	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 x 380 MMX 130° IZQ.
AC35131138	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 380 MMX 135°
AC00021138	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 x 380 MMX 135° DER.

AC00121138 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 380 MMX
135° IZQ.

AC35021140 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX
130° DER.

AC35121140 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 x 400 MMX
130° IZQ.

AC35131140 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX
135°

AC00021140 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX
135° DER.

AC00121140 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 400 MMX
135° IZQ.

AC05131018 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX
135°

AC05121118 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 11 x 180 MM X
125°

AC05131118 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 11 x 180 MM X
130°

AC05141118 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 11 x 180 MM X
135°

AC05121218 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX
130°

E

→



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC05131218	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX 135°
AC05121318	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 130°
AC05121418	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 130°
AC05131318	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 135°
AC05131418	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 135°
AC05141418	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 14 x 180 MMX 135°
AC05121618	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 16 x 180 MMX 130°
AC05141618	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 16 x 180 MMX 135°
AC05021034	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX 130° DER.
AC05121034	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 10 x 340 MMX 130° IZQ.
AC05021042	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 10 x 420 MMX 130° DER.

2

1

AC05021100	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 MM X 130°
DER.	
AC05121100	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 MM X 130°
IZQ.	
AC05021134	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 340 MM X
130° DER.	
AC05121134	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 x 340 MM X
130° IZQ.	
AC05021136	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 360 MM X
130° DER.	
AC05121136	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 360 MM X
130° IZQ.	
AC05021138	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 X 380 MM X
130° DER.	
AC05121138	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11 x 380 MM X
130° IZQ.	
AC33645410	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 410 MM -
AC33645415	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 415MM -
AC33645420	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 420 MM -
AC33645430	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 425 MM -
AC33645425	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 430 MM -
AC33645435	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 435 MM -
AC33645440	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 440 MM -

C



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33645445	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 445 MM -
AC33645450	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 450 MM -
AC33645210	CLAVO ENDERS Ø 4,5 MM
AC34051000	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 MM ACERO
AC34051027	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 270 MM ACERO
AC34010280	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 280 MM ACERO
AC34010285	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 285 MM ACERO
AC34051030	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 300 MM ACERO
AC34010315	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 315 MM ACERO
AC34051032	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 320 MM ACERO
AC34051034	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 340 MM ACERO
AC34051345	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 345 MM ACERO
AC34051036	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 360 MM ACERO
AC34051038	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 380 MM ACERO
AC34051040	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 400 MM ACERO
AC34051042	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 420 MM ACERO
AC34051044	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 10 X 440 MM ACERO
AC34051100	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 MM ACERO
AC34051130	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 300 MM ACERO
AC34051132	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 320 MM ACERO
AC34051134	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 340 MM ACERO
AC34051136	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 360 MM ACERO
AC34051138	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 380 MM ACERO

AC34051140	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 400 MM ACERO
AC34051142	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 420 MM ACERO
AC34051144	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 11 X 440 MM ACERO
AC34051200	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 MM ACERO
AC34051230	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 300 MM ACERO
AC34012315	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 315 MM ACERO
AC34051232	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 320 MM ACERO
AC34051234	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 340 MM ACERO
AC34012345	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 345 MM ACERO
AC34051236	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 360 MM ACERO
AC34051238	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 380 MM ACERO
AC34051240	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 400 MM ACERO
AC34012415	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 415 MM ACERO
AC34051242	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 420 MM ACERO
AC34051244	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 440 MM ACERO
AC34051246	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 12 X 460 MM ACERO
AC34050900	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 MM ACERO
AC34050923	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 230 MM ACERO
AC34050924	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 240 MM ACERO
AC34050925	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 250 MM ACERO
AC34050927	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 270 MM ACERO
AC34009280	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 280 MM ACERO
AC34009285	CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 285 MM ACERO

Σ

7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC34050930 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 300 MM ACERO

AC34009315 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 315 MM ACERO

AC05021140 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11X 400 MM X
130° DER.

AC05121140 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 11X 400 MM X
130° IZQ.

AC05021234 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 12 x 340 MMX
130° DER.

AC05121234 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 12 x 340 MMX
130° IZQ.

AC05021334 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX
130° DER.

AC05121334 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX
130° IZQ.

AC05021434 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 340 MMX
130° DER.

AC05021436 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 360 MMX
130° DER.

AC05021438 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 380 MMX
130° DER.

AC05021440 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 400 MMX
130° DER.

AC05021442	CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA LARGO Ø 14 x 420 MMX 130° DER.
AC34251000	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM
AC34251026	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 260 MM
AC34251027	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 270 MM
AC34251028	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 280 MM
AC34251285	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 285 MM
AC34251030	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 300 MM
AC34251031	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 315 MM
AC34251032	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 320 MM
AC34251033	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 330 MM
AC34251034	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 340 MM
AC34210345	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 345 MM
AC34251345	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 345 MM
AC34251036	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 360 MM
AC34251038	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 380 MM
AC34251040	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 400 MM
AC34251042	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 420 MM
AC34251044	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10 MM X 440 MM
AC34210415	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 10MM X 415 MM
AC34250900	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM
AC34250921	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 210 MM
AC34250922	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 220 MM

2





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC34250923	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 230 MM
AC34250924	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 240 MM
AC34250926	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 260 MM
AC34250927	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 270 MM
AC34251928	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 280 MM
AC34250928	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 285 MM
AC34250930	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 300 MM
AC34250931	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 315 MM
AC34250932	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 320 MM
AC34250933	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 330 MM
AC34250934	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 340 MM
AC34250345	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 345 MM
AC34250936	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 360 MM
AC34250938	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 380 MM
AC34250940	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 400 MM
AC34250942	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA # ACERO Ø 9 MM X 420 MM
AC34208210	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 210 MM Ø 8,00 ACERO
AC34208220	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 220 MM Ø 8,00 ACERO
AC33400700	CLAVO HUMERAL Ø 7 MM
AC33411720	CLAVO HUMERAL Ø 7 MM MACIZO X 200 MM
AC33411722	CLAVO HUMERAL Ø 7 MM MACIZO X 220 MM
AC33400718	CLAVO HUMERAL Ø 7 X 180 MM
AC33400720	CLAVO HUMERAL Ø 7 X 200 MM.

Σ

Λ

AC33400722	CLAVO HUMERAL Ø 7 X 220 MM.
AC33400724	CLAVO HUMERAL Ø 7 X 240 MM
AC33430824	CLAVO HUMERAL Ø 7 X 240 MM
AC33400726	CLAVO HUMERAL Ø 7 X 260 MM
AC33400728	CLAVO HUMERAL Ø 7 X 280 MM
AC33400800	CLAVO HUMERAL Ø 8 MM
AC33400818	CLAVO HUMERAL Ø 8 X 180 MM
AC33400820	CLAVO HUMERAL Ø 8 X 200 MM
AC33400822	CLAVO HUMERAL Ø 8 X 220 MM
AC33400824	CLAVO HUMERAL Ø 8 X 240 MM
AC33400826	CLAVO HUMERAL Ø 8 X 260 MM
AC33400828	CLAVO HUMERAL Ø 8 X 280 MM
AC33401918	CLAVO HUMERAL Ø 9 MM
AC33400918	CLAVO HUMERAL Ø 9 X 180 MM
AC33400920	CLAVO HUMERAL Ø 9 X 200 MM
AC33400922	CLAVO HUMERAL Ø 9 X 220 MM
AC33400924	CLAVO HUMERAL Ø 9 X 240 MM
AC33400926	CLAVO HUMERAL Ø 9 X 260 MM
AC33400928	CLAVO HUMERAL Ø 9 X 280 MM
AC3306000	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR
AC33061000	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 MM
AC33061025	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 250 MM
AC33061028	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 280 MM

E

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33061030	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 300 MM
AC33061031	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 310 MM
AC33061032	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 320 MM
AC33061033	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 330 MM
AC33061034	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 340 MM
AC33061036	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 360 MM
AC33061037	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 370 MM
AC33061038	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 380 MM
AC33061040	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 400 MM
AC33061042	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 420 MM
AC33061043	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 430 MM
AC33061050	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 10 X 500 MM
AC33061100	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 MM
AC33061126	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 260 MM
AC33061128	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 280 MM
AC33061130	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 300 MM
AC33061132	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 320 MM
AC33061134	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 340 MM
AC33061136	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 360 MM
AC33061138	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 380 MM
AC33061140	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 400 MM
AC33061142	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 420 MM
AC33061144	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 11 X 440 MM

AC33061200 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 MM
AC33061226 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 260 MM
AC33061228 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 280 MM
AC33061230 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 300 MM
AC33061232 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 320 MM
AC33061234 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 340 MM
AC33061236 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 360 MM
AC33061238 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 380 MM
AC33061240 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 400 MM
AC33061242 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 420 MM
AC33061245 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 12 X 450 MM
AC33061300 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 MM
AC33060832 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 320 MM
AC33060834 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 340 MM
AC33060836 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 360 MM
AC33060838 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 380 MM
AC33060840 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 400 MM
AC33060842 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 420 MM
AC33060844 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 440 MM
AC33060847 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 470 MM
AC33060850 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 500 MM
AC33060900 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 MM
AC33060915 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 150 MM

2

7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33060925	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 250 MM
AC33060926	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 260 MM
AC33060928	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 280 MM
AC33060930	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 300 MM
AC33060932	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 320 MM
AC33250936	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 360 MM
AC33250938	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 380 MM
AC33250940	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 400 MM
AC33250942	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 420 MM
AC53250827	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 08 MM X 270 MM
AC53250828	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 08 MM X 285 MM
AC53250830	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 08 MM X 300 MM
AC53250831	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 08 MM X 315 MM
AC53250833	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 08 MM X 330 MM
AC53250834	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 08 MM X 345 MM
AC53250836	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 08 MM X 360 MM
AC53250838	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 08 MM X 380 MM
AC53250840	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 08 MM X 400 MM
AC53250927	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 09 MM X 270 MM
AC53250928	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 09 MM X 285 MM
AC53250930	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 09 MM X 300 MM
AC53250931	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 09 MM X 315 MM
AC53250933	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 09 MM X 330 MM

E

✓

AC53250934	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 09 MM X 345 MM
AC53250936	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 09 MM X 360 MM
AC53250938	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 09 MM X 380 MM
AC53250940	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 09 MM X 400 MM
AC53251027	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 10 MM X 270 MM
AC53251028	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 10 MM X 285 MM
AC53251030	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 10 MM X 300 MM
AC33630340	CLAVO ENDERS Ø 3 - 340 MM - RADIO
AC43630100	CLAVO ENDERS Ø 3 - PEDIÁTRICO
AC33630000	CLAVO ENDERS Ø 3 MM - RADIO
AC33800000	CLAVO ENDERS Ø 3 MM- CUBITO
AC33645180	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 180 MM -
AC33645200	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 200 MM -
AC33645220	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 220 MM -
AC33645230	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 230 MM -
AC33645240	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 240 MM -
AC33645250	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 250 MM -
AC33645260	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 260 MM -
AC33645270	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 270 MM -
AC33645280	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 280 MM -
AC33645290	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 290 MM -
AC33645300	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 300 MM -
AC33645310	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 310 MM -

2



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33645320	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 320 MM -
AC33645325	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 325MM -
AC33645330	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 330 MM -
AC33645335	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 335 MM -
AC33645340	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 340 MM -
AC33645345	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 345 MM -
AC33645350	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 350 MM -
AC33645355	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 355 MM -
AC33645360	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 360 MM -
AC33645365	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 365 MM -
AC33645370	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 370 MM -
AC33645375	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 375 MM -
AC33645380	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 380 MM -
AC33645385	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 385 MM -
AC33645390	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 390 MM -
AC33645395	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 395 MM -
AC33645400	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 400 MM -
AC33645405	CLAVO ENDERS Ø 4,5 - 405 MM -
AC34021141	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 130 ^a
AC34221141	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 130 ^o DER.
AC34121141	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 130 ^o IZQ.
AC34031141	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 135 ^a
AC34011142	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 125 ^a

AC34021142 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 130^a

AC34221142 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 130° DER.

AC34121142 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 130° IZQ.

AC34031142 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 420 MMX 135^a

AC34011200 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 MM X 125^a

AC34221200 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 MM X 130° DER.

AC34121200 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 MM X 130° IZQ.

AC34011218 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 125^a

AC34021218 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 130^a

AC34221218 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 130° DER.

AC34121218 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 130° IZQ.

AC34031218 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 180 MMX 135^a

AC34011230 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 125^a

AC34021230 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 130^a

AC34221230 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 130° DER.

AC34121230 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 130° IZQ.

AC34031230 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 300 MMX 135^a

AC34011232 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 125^a

AC34021232 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 130^a

AC34221232 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 130° DER.

AC34121232 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 130° IZQ.

AC34031232 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 320 MMX 135^a

AC34011233 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 125^a

E

→



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC34021233	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 130ª
AC34221233	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 130º DER.
AC34121233	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 130º IZQ.
AC34031233	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 330 MMX 135ª
AC34011234	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 125ª
AC34021234	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 130ª
AC34221234	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 130º DER.
AC34121234	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 130º IZQ.
AC34031234	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 340 MMX 135ª
AC34011236	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 125ª
AC34021236	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 130ª
AC34221236	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 130º DER.
AC34121236	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 130º IZQ.
AC34031236	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 360 MMX 135ª
AC34011238	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 125ª
AC34021238	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 130ª
AC34221238	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 130º DER.
AC34121238	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 130º IZQ.
AC34031238	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 380 MMX 135ª
AC34011240	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 125ª
AC34021240	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 130ª
AC34221240	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 130º DER.
AC34121240	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 130º IZQ.

AC34031240 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 400 MMX 135^a

AC34011241 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 125^a

TI33207240 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 240 MM

TI33207255 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 255 MM

TI33207260 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 260 MM

TI33207270 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 270 MM

TI33207280 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 280 MM

TI33207285 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 285 MM

TI33207300 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 300 MM

TI33207315 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 315 MM

TI33207330 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 330 MM

TI33207345 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 345 MM

TI33207360 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 360 MM

TI33207380 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 380 MM

TI33207400 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 400 MM

TI33207420 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 420 MM

TI33208180 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 180 MM

TI33208200 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 200 MM

TI33208220 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 220 MM

TI33208225 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 225 MM

TI33208240 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 240 MM

TI33208255 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 255 MM

TI33208260 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 260 MM



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

TI33208270 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 270 MM
TI33208280 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 280 MM
TI33208285 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 285 MM
TI33208300 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 300 MM
TI33208315 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 315 MM
TI33208330 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 330 MM
TI33208345 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 345 MM
TI33208360 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 360 MM
TI33208380 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 380 MM
TI33208400 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 400 MM
TI33208420 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 8,00 x 420 MM
TI33209180 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 180 MM
TI33209200 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 200 MM
TI33209220 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 220 MM
TI33209225 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 225 MM
TI33209240 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 240 MM
TI33209255 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 255 MM
TI33209260 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 260 MM
TI33209270 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 270 MM
TI33209280 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 280 MM
TI33209285 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 285 MM
TI33209300 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 300 MM
E TI33209315 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 315 MM

TI33209330 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 330 MM

TI33209345 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 345 MM

TI33209360 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 360 MM

TI33209380 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 380 MM

TI33209400 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 400 MM

TI33209420 CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 9,00 x 420 MM

AC33051000 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 MM

AC33051027 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 270 MM

AC33051028 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 280 MM

AC33010280 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 280 MM-

AC33010285 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 285 MM

AC33051030 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 300 MM

AC33010315 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 315 MM

AC33051032 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 320 MM

AC33051034 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 340 MM

AC33051345 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 345 MM

AC33051036 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 360 MM

AC33051038 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 380 MM

AC33051040 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 400 MM

AC33051042 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 420 MM

AC33051044 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 10 X 440 MM

AC33051100 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 MM

AC33051128 CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 280 MM



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33051130	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 300 MM
AC33051132	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 320 MM
AC33051133	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 330 MM
AC33051134	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 340 MM
AC33051136	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 360 MM
AC33051138	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 380 MM
AC33051140	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 400 MM
AC33051142	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 420 MM
AC33051144	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 11 X 440 MM
AC33051200	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 MM
AC33051228	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 280 MM
AC33051230	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 300 MM
AC33012315	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 315 MM
AC33051232	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 320 MM
AC33051233	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 330 MM
AC33051234	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 340 MM
AC33012345	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 345 MM
AC33051236	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 360 MM
AC33051238	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 380 MM
AC33051240	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 400 MM
AC33012415	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 415 MM
AC33051242	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 420 MM
AC33051244	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 440 MM

E

✓

AC33051246	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 12 X 460 MM
AC33051300	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 MM
AC33051330	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 300 MM
AC33051332	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 320 MM
AC33051334	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 340 MM
AC33051336	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 360 MM
AC33051338	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 380 MM
AC33051340	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 400 MM
AC33051342	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 420 MM
AC33051344	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 440 MM
AC33051346	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 460 MM
AC33051348	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 13 X 480 MM
AC33051400	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 MM
AC33051430	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 300 MM
AC33051432	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 320 MM
AC33051434	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 340 MM
AC33051436	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 360 MM
AC33051438	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 380 MM
AC33060934	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 340 MM
AC33060936	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 360 MM
AC33060938	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 380 MM
AC33060940	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 400 MM
AC33060942	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 420 MM

E

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33060943	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 430 MM
AC33060945	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 450 MM
AC33060950	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 9 X 500 MM
AC33261000	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 MM
AC33261026	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 260 MM
AC33261028	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 280 MM
AC33261030	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 300 MM
AC33261032	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 320 MM
AC33261034	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 340 MM
AC33261036	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 360 MM
AC33261038	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 380 MM
AC33261040	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 400 MM
AC33261042	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 10 X 420 MM
AC33261100	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 MM
AC33261126	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 260 MM
AC33261128	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 280 MM
AC33261130	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 300 MM
AC33261132	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 320 MM
AC33261134	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 340 MM
AC33261136	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 360 MM
AC33261138	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 380 MM
AC33261140	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 400 MM
AC33261142	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 11 X 420 MM

E

1

AC33261200	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 MM
AC33261226	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 260 MM
AC33261228	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 280 MM
AC33261230	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 300 MM
AC33261232	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 320 MM
AC33261234	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 340 MM
AC33261236	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 360 MM
AC33261238	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 380 MM
AC33261240	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 400 MM
AC33261242	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 12 X 420 MM
AC33261300	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 MM
AC33261326	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 260 MM
AC33261328	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 280 MM
AC33261330	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 300 MM
AC33261332	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 320 MM
AC33010450	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 210 MM Y FEM. 11 MM X 450 MM LARGO
AC33010470	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 230 MM Y FEM. 14 MM X 470 MM LARGO
AC32510250	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 250 MM Y FEM. 12 MM X 250 MM LARGO
AC32510500	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 250 MM Y FEM. 13 MM X 500 MM LARGO

5

7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33015290	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 270 MM Y FEM. 15 MM X 290 MM LARGO
AC33015310	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 270 MM Y FEM. 15 MM X 310 MM LARGO
AC33010300	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 280 MM Y FEM. 14 MM X 300 MM LARGO
AC33010260	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 260 MM LARGO
AC33010290	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 290 MM LARGO
AC33010360	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X 360 MM
AC33010380	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X 380 MM
AC33010400	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 13 MM X 400 MM LARGO
AC33010500	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 13 MM X 500 MM LARGO
AC33010330	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 300 MM Y FEM. 14 MM X 330 MM LARGO
AC33010320	CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 320 MM Y FEM. 11 MM X 320 MM LARGO

AC33010375 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 375 MM Y FEM. 11 MM X
375 MM LARGO

AC33010233 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM X 450 MM Y FEM. 12 MM X
330 MM LARGO

AC33010540 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM Y FEM. 13 MM X 540 MM
LARGO

AC33010590 CLAVO MASTRAC TIBIAL 10 MM Y FEM. 13 MM X 590 MM
LARGO

AC33011500 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 200 MM Y FEM. 12,7 MM X
500 MM LARGO

AC33011400 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 210 MM Y FEM. 13 MM X
400 MM LARGO


AC33011550 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 250 MM Y FEM. 12,7 MM X
550 MM LARGO

AC33011370 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 280 MM Y FEM. 14 MM X
370 MM LARGO

AC32511380 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X
380 MM LARGO

AC32511400 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 300 MM Y FEM. 12 MM X
400 MM LARGO

AC33011320 CLAVO MASTRAC TIBIAL 11 MM X 300 MM Y FEM. 14 MM X
320 MM LARGO





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33120500 CLAVO MASTRAC TIBIAL 12 MM X 200 MM Y FEM. 14 MM X
500 MM LARGO

AC33120550 CLAVO MASTRAC TIBIAL 12 MM x 250 MM Y FEM. 14 MM X
550 MM LARGO

AC33008330 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 230 MM Y FEM. 9 MM X 330
MM LARGO

AC33008350 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 250 MM Y FEM. 9 MM X 350
MM LARGO

AC33008220 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 300 MM Y FEM. 10 MM X 220
MM LARGO

AC33008260 CLAVO MASTRAC TIBIAL 8 MM X 300 MM Y FEM. 10 MM X 260
MM LARGO

TI33219500 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEM. 10 MM X 500 MM LARGO TI

TI33219550 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEM. 10 MM X 550 MM LARGO TI

TI33219640 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEM. 10 MM X 640 MM LARGO TI

AC33219400 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 400 MM
LARGO

AC33219500 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 500 MM
LARGO

AC33219550 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 550 MM
LARGO

AC33219640 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 640 MM
LARGO

AC33219700 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 700 MM
LARGO

AC33219720 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 720 MM
LARGO

AC33219750 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM FEMUR 10 MM X 750 MM
LARGO

AC33009190 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 200 MM Y FEM. 10 MM X 190
MM LARGO

AC33009250 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 200 MM Y FEM. 10 MM X 250
MM LARGO

AC34050932 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 320 MM ACERO

AC34050934 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 340 MM ACERO

AC34059345 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 345 MM ACERO

AC34050936 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 360 MM ACERO

AC34050938 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 380 MM ACERO

AC34050940 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 400 MM ACERO

AC34050942 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 420 MM ACERO

AC34050944 CLAVO ENDOMEDULAR FEMUR Ø 9 X 440 MM ACERO

AC34011000 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 MM X 125^a

AC34221000 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 MM X 130° DER.

AC34121000 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 MM X 130° IZQ.

AC34011018 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 125^a

AC34021018 CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 130^a

2

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC34221018	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 130° DER.
AC34121018	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 130° IZQ.
AC34031018	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 180 MMX 135ª
AC34011030	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 125ª
AC34021030	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 130ª
AC34221030	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 130° DER.
AC34121030	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 130° IZQ.
AC34031030	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 300 MMX 135ª
AC34011032	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 125ª
AC34021032	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 130ª
AC34221032	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 130° DER.
AC34121032	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 130° IZQ.
AC34031032	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 320 MMX 135ª
AC34011033	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 125ª
AC34021033	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 130ª
AC34221033	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 130° DER.
AC34121033	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 130° IZQ.
AC34031033	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 330 MMX 135ª
AC34011034	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 125ª
AC34021034	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 130ª
AC34221034	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 130° DER.
AC34121034	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 130° IZQ.
AC34031034	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 340 MMX 135ª

E

✓

AC34011036	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 125 ^a
AC34021036	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 130 ^a
AC34221036	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 130 ^o DER.
AC34121036	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 130 ^o IZQ.
AC34031036	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 360 MMX 135 ^a
AC34011038	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 125 ^a
AC34021038	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 130 ^a
AC34221038	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 130 ^o DER.
AC34121038	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 130 ^o IZQ.
AC34031038	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 380 MMX 135 ^a
AC34011040	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 125 ^a
AC34021040	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 130 ^a
AC34221040	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 130 ^o DER.
AC34121040	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 130 ^o IZQ.
AC34031040	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 400 MMX 135 ^a
AC34011041	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 125 ^a
AC34021041	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 130 ^a
AC34208230	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 230 MM Ø 8,00 ACERO
AC34208245	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 245 MM Ø 8,00 ACERO
AC34208260	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 260 MM Ø 8,00 ACERO
AC34208270	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 270 MM Ø 8,00 ACERO
AC34208280	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 280 MM Ø 8,00 ACERO
AC34208285	CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 285 MM Ø 8,00 ACERO

E. 1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- AC34208300 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 300 MM Ø 8,00 ACERO
- AC34208315 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 315 MM Ø 8,00 ACERO
- AC34208320 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 320 MM Ø 8,00 ACERO
- AC34208330 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 330 MM Ø 8,00 ACERO
- AC34208335 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 335 MM Ø 8,00 ACERO
- AC34208340 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 340 MM Ø 8,00 ACERO
- AC34208345 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 345 MM Ø 8,00 ACERO
- AC34208360 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 360 MM Ø 8,00 ACERO
- AC34208380 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 380 MM Ø 8,00 ACERO
- AC34208400 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA 400 MM Ø 8,00 ACERO
- AC34208000 CLAVO ENDOMEDULAR TIBIA Ø 8,00 MM ACERO
- AC44009220 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 220 MM
- AC44009240 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 240 MM
- AC44009260 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 260 MM
- AC44009270 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 270 MM
- AC44009285 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 285 MM
- AC44009300 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 300 MM

AC44009315 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 315 MM

AC44009320 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 320 MM

AC44009330 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 330 MM

AC44009345 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 345 MM

AC44009360 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 360 MM

AC44009380 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 380 MM

AC44009400 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 09 MM X 400 MM

AC44010285 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 10 MM X 285 MM

AC44010300 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 10 MM X 300 MM

AC44010330 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 10 MM X 330 MM

AC44010345 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 10 MM X 345 MM

✓

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- AC44010360 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 10 MM X 360 MM
- AC44010380 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 10 MM X 380 MM
- AC44010400 CLAVO ENDOMEDULAR TRIPLE CERROJO DISTAL PARA TIBIA
Ø 10 MM X 400 MM
- AC33410418 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZO PUNTA ROSCADA
C/CABEZAL P/ACERROJARLO x 280 MM
- AC33410430 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZO PUNTA ROSCADA
C/CABEZAL P/ACERROJARLO x 300 MM
- AC33410432 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZO PUNTA ROSCADA
C/CABEZAL P/ACERROJARLO x 320 MM
- AC33411426 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 260
MM
- AC33411418 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 280
MM
- AC33411430 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 300
MM
- AC33411432 CLAVO HUMERAL Ø 4 MM MACIZOC/ARANDELA TOPE x 320
MM
- AC33411620 CLAVO HUMERAL Ø 6 MM MACIZO X 200 MM
- AC33411622 CLAVO HUMERAL Ø 6 MM MACIZO X 220 MM
- AC33061326 CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 260 MM

AC33061328	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 280 MM
AC33061330	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 300 MM
AC33061332	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 320 MM
AC33061334	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 340 MM
AC33061336	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 360 MM
AC33061338	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 380 MM
AC33061340	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 400 MM
AC33061342	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 420 MM
AC33061348	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 480 MM
AC33061350	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 13 X 500 MM
AC33061400	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 MM
AC33061426	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 260 MM
AC33061428	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 280 MM
AC33061430	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 300 MM
AC33061432	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 320 MM
AC33061434	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 340 MM
AC33061436	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 360 MM
AC33061438	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 380 MM
AC33061440	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 400 MM
AC33061442	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 420 MM
AC33061444	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 14 X 440 MM
AC33061500	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 MM
AC33061526	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 260 MM

2



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33061528	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 280 MM
AC33061530	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 300 MM
AC33061532	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 320 MM
AC33061534	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 340 MM
AC33061536	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 360 MM
AC33061538	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 380 MM
AC33061540	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 400 MM
AC33061542	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 15 X 420 MM
AC33060700	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 MM
AC33060718	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 180 MM
AC33060720	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 200 MM
AC33060722	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 220 MM
AC33060724	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 240 MM
AC33060725	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 250 MM
AC33060726	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 260 MM
AC33060728	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 280 MM
AC33060730	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 300 MM
AC33060732	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 320 MM
AC33060734	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 340 MM
AC33060736	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 360 MM
AC33060738	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 380 MM
AC33060740	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 400 MM
AC33060742	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 420 MM

AC33060744	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 440 MM
AC33060747	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 470 MM
AC33060750	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 7 X 500 MM
AC33060800	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 MM
AC33060818	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 180 MM
AC33060820	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 200 MM
AC33060822	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 220 MM
AC33060824	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 240 MM
AC33060825	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 250 MM
AC33060826	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 260 MM
AC33060828	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 280 MM
AC33060830	CLAVO KUNTCHER P/ FEMUR Ø 8 X 300 MM
AC33261334	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 340 MM
AC33261336	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 360 MM
AC33261338	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 380 MM
AC33261340	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 400 MM
AC33261342	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 13 X 420 MM
AC33261400	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 MM
AC33261426	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 260 MM
AC33261428	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 280 MM
AC33261430	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 300 MM
AC33261432	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 320 MM
AC33261434	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 340 MM

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33261436	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 360 MM
AC33261438	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 380 MM
AC33261440	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 400 MM
AC33261442	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 14 X 420 MM
AC33261500	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 MM
AC33261526	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 260 MM
AC33261528	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 280 MM
AC33261530	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 300 MM
AC33261532	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 320 MM
AC33261534	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 340 MM
AC33261536	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 360 MM
AC33261538	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 380 MM
AC33261540	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 400 MM
AC33261542	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 15 X 420 MM
AC33260700	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 7 MM
AC33260732	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 7 X 320 MM
AC33260736	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 7 X 360 MM
AC33260738	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 7 X 380 MM
AC33260800	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 MM
AC33260820	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 200 MM
AC33260826	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 260 MM
AC33260828	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 280 MM
AC33260830	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 300 MM

E

A

AC33260832	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 320 MM
AC33260834	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 340 MM
AC33260836	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 360 MM
AC33260838	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 380 MM
AC33260840	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 400 MM
AC33260842	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 8 X 420 MM
AC33260900	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 MM
AC33260926	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 260 MM
AC33260928	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 280 MM
AC33260930	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 300 MM
AC33260932	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 320 MM
AC33260934	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 340 MM
AC33260936	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 360 MM
AC33260938	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 380 MM
AC33260940	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 400 MM
AC33260942	CLAVO KUNTCHER P/ TIBIA Ø 9 X 420 MM
AC31011770	CLAVO MASTRAC Ø 11 MM X 770 MM
AC31011800	CLAVO MASTRAC Ø 11 MM X 800 MM
AC31012770	CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 770 MM
AC31012800	CLAVO MASTRAC Ø 12 MM X 800 MM
AC32509300	CLAVO MASTRAC TIBIAL 09 MM X 280 MM Y FEM. 11 MM X

360 MM LARGO

E

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC32509320	CLAVO MASTRAC TIBIAL 09 MM X 320 MM Y FEM. 10 MM X 320 MM LARGO
AC32509400	CLAVO MASTRAC TIBIAL 09 MM X 380 MM Y FEM. 11 MM X 400 MM LARGO
AC32509410	CLAVO MASTRAC TIBIAL 09 MM X 390 MM Y FEM. 11 MM X 410 MM LARGO
AC33009240	CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 10 MM X 240 MM LARGO
AC33019280	CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 10 MM X 280 MM LARGO
AC33009300	CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 10 MM X 300 MM LARGO
AC33119290	CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 11 MM X 290 MM LARGO
AC33009360	CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 11 MM X 360 MM LARGO
AC33129290	CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 250 MM Y FEM. 12 MM X 290 MM LARGO
AC33009350	CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 260 MM Y FEM. 11 MM X 350 MM LARGO
AC33009280	CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 260 MM Y FEM. 12 MM X 280 MM LARGO

AC33009290 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 300 MM Y FEM. 10 MM X 290
MM LARGO

AC33009320 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 320
MM LARGO

AC33009380 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 300 MM Y FEM. 11 MM X 380
MM LARGO

AC33009340 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 350 MM Y FEM. 12 MM X 340
MM LARGO

AC33009330 CLAVO MASTRAC TIBIAL 9 MM X 450 MM Y FEM. 11 MM X 330
MM LARGO

TI33600000 CLAVO PENTAFLEX (CUBITO-RADIO)

TI33601190 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 190 MMTI

TI33601210 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 210MM TI

TI33601230 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 230MM TI

TI33601250 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 250MM TI

TI33601270 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 270 MM TI

TI33601290 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) 290MM TI

TI33601000 CLAVO PENTAFLEX P/ RADIO (1 CURVA) TI

TI33602190 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 190MM TI

TI33602210 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 210MM TI

TI33602230 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 230MM TI

TI33602250 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 250MM TI

TI33602270 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 270MM TI

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

TI33602290 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) 290MM TI

TI33602000 CLAVO PENTAFLEX PARA CUBITO (2 CURVAS) TI

AC34000012 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 12MM

AC34000011 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 13MM

AC34000013 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 15MM

AC33600000 ENDCAP P/ CLAVO FEMUR DIAM. 4,5MM

AC33400000 ENDCAP P/ CLAVO HUMERAL

AC33200000 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM

AC33200030 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 30MM

AC33200035 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 35MM

AC33200040 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 40MM

AC33200045 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 45MM

AC33200050 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 50MM

AC33200055 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 55MM

AC33200060 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 60MM

AC33200065 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 65MM

AC33200070 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 70MM

AC33200075 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 75MM

AC33200080 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 80MM

AC33200085 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 85MM

AC33200090 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 90MM

AC33200095 ENDCAP P/ CLAVO TIBIA DIAM. 7MM X 95MM

TI33600001 ENDCAP P/ CLAVOS PENTA-FLEX ROSCA INT. Y EXT.TI

E

✓

IN04000150	ENDCAP P/CLAVO RETROGRADO
AC34000111	ENDCAP SN GAMA
AC04000100	ENDCAP SY GAMA
AC04000111	ENDCAP SY GAMA
AC04000134	ENDCAP SY GAMA X 340 MM IZQ
AC04000136	ENDCAP SY GAMA X 360 MM IZQ
AC04000138	ENDCAP SY GAMA X 380 MM IZQ
AC04000140	ENDCAP SY GAMA X 380 MM IZQ
AC03000100	PERNO DE BLOQUEO SY GAMA
TI34201428	SEGURO P/ CLAVO MASTRAC 1/4 x 28 TI
AC34000108	SEGURO PARA CLAVO END. GAMA Ø 8MM P/BLOQ. DE
CEFÁLICO	
AC92931000	TAMBOR P/ DESLIZANTE GAMA DIAM. 13MM
AC92941000	TAMBOR P/ DESLIZANTE SN GAMA
AC02941000	TAMBOR P/ DESLIZANTE SY GAMA
AC32100000	TORNILLO BLOQUEO P/TAMBOR GAMA DIAM. 10MM
AC92930000	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA
AC92930100	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM.
12 MM X 100 MM	
AC92930105	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM.
12 MM X 105 MM	
AC92930110	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM.
12 MM X 110 MM	

E 1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC92930115	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 115 MM
AC34221041	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 130° DER.
AC34121041	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 130° IZQ.
AC34031041	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 410 MMX 135ª
AC34011042	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 125ª
AC34021042	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 130ª
AC34221042	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 130° DER.
AC34121042	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 130° IZQ.
AC34031042	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 10 x 420 MMX 135ª
AC34011100	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 MM X 125ª
AC34221100	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 MM X 130° DER.
AC34121100	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 MM X 130° IZQ.
AC34011118	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 125ª
AC34021118	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 130ª
AC34221118	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 130° DER.
AC34121118	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 130° IZQ.
AC34031118	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 180 MMX 135ª
AC34121126	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 260 MMX 130° IZQ.
AC34011130	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 125ª
AC34021130	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 130ª
AC34221130	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 130° DER.
AC34121130	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 130° IZQ.

AC34031130	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 300 MMX 135 ^a
AC34011132	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 125 ^a
AC34021132	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 130 ^a
AC34221132	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 130° DER.
AC34121132	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 130° IZQ.
AC34031132	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 320 MMX 135 ^a
AC34011133	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 125 ^a
AC34021133	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 130 ^a
AC34221133	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 130° DER.
AC34121133	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 130° IZQ.
AC34031133	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 330 MMX 135 ^a
AC34011134	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 125 ^a
AC34021134	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 130 ^a
AC34221134	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 130° DER.
AC34121134	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 130° IZQ.
AC34031134	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 340 MMX 135 ^a
AC34011136	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 125 ^a
AC34021136	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 130 ^a
AC34221136	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 130° DER.
AC34121136	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 130° IZQ.
AC34031136	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 360 MMX 135 ^a
AC34011138	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 125 ^a
AC34021138	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 130 ^a

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC34221138	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 130° DER.
AC34121138	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 130° IZQ.
AC34031138	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 380 MMX 135°
AC34011140	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 125°
AC34021140	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 130°
AC34221140	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 130° DER.
AC34121140	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 130° IZQ.
AC34031140	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 400 MMX 135°
AC34011141	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 11 X 410 MMX 125°
AC34021241	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 130°
AC34221241	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 130° DER.
AC34121241	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 130° IZQ.
AC34031241	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 410 MMX 135°
AC34011242	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 125°
AC34021242	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 130°
AC34221242	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 130° DER.
AC34121242	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 130° IZQ.
AC34031242	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 12 x 420 MMX 135°
AC34011300	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 MM X 125°
AC34011318	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 180 MMX 125°
AC34021318	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 180 MMX 130°
AC34031318	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 180 MMX 135°
AC34011333	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 330MMX 125°

E

✓

AC34021333	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 330MMX 130 ^a
AC34031333	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 330MMX 135 ^a
AC34011342	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 420 MMX 125 ^a
AC34021342	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 420 MMX 130 ^a
AC34031342	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13 X 420 MMX 135 ^a
AC34011338	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13X 380 MMX 125 ^a
AC34021338	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13X 380 MMX 130 ^a
AC34031338	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 13X 380 MMX 135 ^a
AC34011400	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 MM X 125 ^a
AC34011418	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 X 180 MMX 125 ^a
AC34021418	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 X 180 MMX 130 ^a
AC34031418	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 14 X 180 MMX 135 ^a
AC34011500	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 MM X 125 ^a
AC34011518	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 180 MMX 125 ^a
AC34021518	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 180 MMX 130 ^a
AC34031518	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 180 MMX 135 ^a
AC34011533	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 330MMX 125 ^a
AC34021533	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 330MMX 130 ^a
AC34031533	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15 X 330MMX 135 ^a
AC34011538	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 380 MMX 125 ^a
AC34021538	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 380 MMX 130 ^a
AC34031538	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 380 MMX 135 ^a
AC34011542	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 420 MMX 125 ^a

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC34021542	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 420 MMX 130 ^a
AC34031542	CLAVO ENDOMEDULAR GAMA Ø 15X 420 MMX 135 ^a
AC33208245	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 245 MM Ø 8,00 AC
AC33208270	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 270 MM Ø 8,00 AC
AC33208285	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 285 MM Ø 8,00 AC
AC33208300	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 300 MM Ø 8,00 AC
AC33208315	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 315 MM Ø 8,00 AC
AC33208330	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 330 MM Ø 8,00 AC
AC33208345	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 345 MM Ø 8,00 AC
AC33208360	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 360 MM Ø 8,00 AC
AC33208380	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 380 MM Ø 8,00 AC
AC33208400	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA 400 MM Ø 8,00 AC
AC33208000	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA Ø 8,00 MM AC
TI33208410	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA Ø 8,00 MM TI
TI33207180	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 180 MM
TI33207200	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 200 MM
TI33207220	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 220 MM
TI33207225	CLAVO ENDOMEDULAR P/ TIBIA TI Ø 7,00 x 225 MM
AC33051440	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 400 MM
AC33051442	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 420 MM
AC33051444	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 14 X 440 MM
AC33050800	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 MM
AC33050827	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 270 MM

AC33050828	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 280 MM
AC33050830	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 300 MM
AC33050834	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 340 MM
AC33050836	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 360 MM
AC33050838	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 380 MM
AC33050840	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 8 X 400 MM
AC33009200	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 MM
AC33050923	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 230 MM
AC33050924	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 240 MM
AC33050925	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 250 MM
AC33009260	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 260 MM
AC33050927	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 270 MM
AC33009285	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 285 MM
AC33050930	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 300 MM
AC33009315	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 315 MM
AC33050932	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 320 MM
AC33050934	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 340 MM
AC33050936	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 360 MM
AC33059375	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 375 MM
AC33050938	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 380 MM
AC33050940	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 400 MM
AC33050942	CLAVO ENDOMEDULAR PARA FEMUR Ø 9 X 420 MM
AC53251031	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 10 MM X 315 MM

2
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC53251033	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 10 MM X 330 MM
AC53210345	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 10 MM X 345 MM
AC53251034	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 10 MM X 345 MM.
AC53251036	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 10 MM X 360 MM
AC53251037	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 10 MM X 375 MM
AC53251038	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 10 MM X 380 MM
AC53251040	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 10 MM X 400 MM
AC53251127	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 11 MM X 270 MM
AC53251128	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 11 MM X 285 MM
AC53251130	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 11 MM X 300 MM
AC53251131	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 11 MM X 315 MM
AC53251133	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 11 MM X 330 MM
AC53251134	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 11 MM X 345 MM
AC53251136	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 11 MM X 360 MM
AC53251138	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 11 MM X 380 MM
AC53251140	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 11 MM X 400 MM
AC53251227	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 12 MM X 270 MM
AC53251228	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 12 MM X 285 MM
AC53251230	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 12 MM X 300 MM
AC53251231	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 12 MM X 315 MM
AC53212315	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 12 MM X 315 MM-
AC53251233	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 12 MM X 330 MM
AC53212345	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 12 MM X 345 MM

AC53251234	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 12 MM X 345 MM.
AC53251236	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 12 MM X 360 MM
AC43630140	CLAVO ENDERS Ø 3 - 140 MM - PEDIÁTRICO
AC43630150	CLAVO ENDERS Ø 3 - 150MM - PEDIÁTRICO
AC43630160	CLAVO ENDERS Ø 3 - 160 MM - PEDIÁTRICO
AC43630165	CLAVO ENDERS Ø 3 - 165 MM - PEDIÁTRICO
AC43630170	CLAVO ENDERS Ø 3 - 170 MM - PEDIÁTRICO
AC43630175	CLAVO ENDERS Ø 3 - 175 MM - PEDIÁTRICO
AC43630180	CLAVO ENDERS Ø 3 - 180 MM - PEDIÁTRICO
AC43630185	CLAVO ENDERS Ø 3 - 185 MM - PEDIÁTRICO
AC33800190	CLAVO ENDERS Ø 3 - 190 MM - CUBITO
AC43630190	CLAVO ENDERS Ø 3 - 190 MM - PEDIÁTRICO
AC33630190	CLAVO ENDERS Ø 3 - 190 MM - RADIO
AC43630195	CLAVO ENDERS Ø 3 - 195 MM - PEDIÁTRICO
AC43630200	CLAVO ENDERS Ø 3 - 200 MM - PEDIÁTRICO
AC33630200	CLAVO ENDERS Ø 3 - 200 MM - RADIO
AC43630205	CLAVO ENDERS Ø 3 - 205 MM - PEDIÁTRICO
AC43630210	CLAVO ENDERS Ø 3 - 210 MM - PEDIÁTRICO
AC33630210	CLAVO ENDERS Ø 3 - 210 MM - RADIO
AC33800215	CLAVO ENDERS Ø 3 - 215 MM - CUBITO
AC43630215	CLAVO ENDERS Ø 3 - 215 MM - PEDIÁTRICO
AC43630220	CLAVO ENDERS Ø 3 - 220 MM - PEDIÁTRICO
AC33630220	CLAVO ENDERS Ø 3 - 220 MM - RADIO

E
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC43630225	CLAVO ENDERS Ø 3 - 225 MM - PEDIÁTRICO
AC33800230	CLAVO ENDERS Ø 3 - 230 MM - CUBITO
AC43630230	CLAVO ENDERS Ø 3 - 230 MM - PEDIÁTRICO
AC33630230	CLAVO ENDERS Ø 3 - 230 MM - RADIO
AC43630235	CLAVO ENDERS Ø 3 - 235 MM - PEDIÁTRICO
AC33800240	CLAVO ENDERS Ø 3 - 240 MM - CUBITO
AC43630240	CLAVO ENDERS Ø 3 - 240 MM - PEDIÁTRICO
AC33630240	CLAVO ENDERS Ø 3 - 240 MM - RADIO
AC43630245	CLAVO ENDERS Ø 3 - 245 MM - PEDIÁTRICO
AC33800250	CLAVO ENDERS Ø 3 - 250 MM - CUBITO
AC43630250	CLAVO ENDERS Ø 3 - 250 MM - PEDIÁTRICO
AC33630250	CLAVO ENDERS Ø 3 - 250 MM - RADIO
AC43630255	CLAVO ENDERS Ø 3 - 255 MM - PEDIÁTRICO
AC33800260	CLAVO ENDERS Ø 3 - 260 MM - CUBITO
AC43630260	CLAVO ENDERS Ø 3 - 260 MM - PEDIÁTRICO
AC33630260	CLAVO ENDERS Ø 3 - 260 MM - RADIO
AC43630265	CLAVO ENDERS Ø 3 - 265 MM - PEDIÁTRICO
AC33800270	CLAVO ENDERS Ø 3 - 270 MM - CUBITO
AC43630270	CLAVO ENDERS Ø 3 - 270 MM - PEDIÁTRICO
AC33630270	CLAVO ENDERS Ø 3 - 270 MM - RADIO
AC43630275	CLAVO ENDERS Ø 3 - 275 MM - PEDIÁTRICO
AC33800280	CLAVO ENDERS Ø 3 - 280 MM - CUBITO
AC43630280	CLAVO ENDERS Ø 3 - 280 MM - PEDIÁTRICO

AC33630280	CLAVO ENDERS Ø 3 - 280 MM - RADIO
AC43630285	CLAVO ENDERS Ø 3 - 285 MM - PEDIÁTRICO
AC33800290	CLAVO ENDERS Ø 3 - 290 MM - CUBITO
AC43630290	CLAVO ENDERS Ø 3 - 290 MM - PEDIÁTRICO
AC33630290	CLAVO ENDERS Ø 3 - 290 MM - RADIO
AC43630295	CLAVO ENDERS Ø 3 - 295 MM - PEDIÁTRICO
AC43630300	CLAVO ENDERS Ø 3 - 300 MM - PEDIÁTRICO
AC33630300	CLAVO ENDERS Ø 3 - 300 MM - RADIO
AC43630305	CLAVO ENDERS Ø 3 - 305 MM - PEDIÁTRICO
AC43630310	CLAVO ENDERS Ø 3 - 310 MM - PEDIÁTRICO
AC33630310	CLAVO ENDERS Ø 3 - 310 MM - RADIO
AC43630320	CLAVO ENDERS Ø 3 - 320 MM - PEDIÁTRICO
AC33630320	CLAVO ENDERS Ø 3 - 320 MM - RADIO
AC43630330	CLAVO ENDERS Ø 3 - 330 MM - PEDIÁTRICO
AC53251238	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 12 MM X 380 MM
AC53251240	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 12 MM X 400 MM
AC53213315	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 13 MM X 315 MM
AC53213345	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA SN Ø 13 MM X 345 MM
AC33270200	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM
AC33270225	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 225 MM
AC33270240	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 240 MM



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33270255	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 255 MM
AC33270270	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 270 MM
AC33270285	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 285 MM
AC33270300	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 300 MM
AC33270315	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 315 MM
AC33270330	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 330 MM
AC33270345	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 345 MM
AC33270360	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 360 MM
AC33270380	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 380 MM
AC33270400	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN MACIZO Ø 9 MM X 400 MM
ti44208225	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 225 MM
ti44208235	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 235 MM
ti44208240	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 240 MM

ti44208255 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 255 MM.

ti44208270 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 270 MM

ti44208285 CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA UTN Ø 8 MM X 285 MM

AC33211240 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO DIAM. 12 X 400MM

AC33219300 CLAVO ENDOMEDULAR RETRÓGRADO FEMUR 10 MM

AC33221030 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 10 X 300MM MULTIORIFICIOS

AC33221035 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 10 X 350MM MULTIORIFICIOS

AC33231115 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 11 X 150MM 5 ORIFICIOS

AC33221115 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 11 X 150MM MULTIORIFICIOS

AC33231120 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 11 X 200MM 5 ORIFICIOS

AC33231125 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 11 X 250MM 5 ORIFICIOS

AC33231215 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 12 X 150MM 5 ORIFICIOS

AC33221215 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 12 X 150MM MULTIORIFICIOS

AC33231220 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 12 X 200MM 5 ORIFICIOS

C
7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- AC33221220 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 12 X 200MM MULTIORIFICIOS
- AC33231225 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 12 X 250MM 5 ORIFICIOS
- AC33221225 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 12 X 250MM MULTIORIFICIOS
- AC33231315 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 13 X 150MM 5 ORIFICIOS
- AC33221315 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 13 X 150MM MULTIORIFICIOS
- AC33231320 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 13 X 200MM 5 ORIFICIOS
- AC33221320 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 13 X 200MM MULTIORIFICIOS
- AC33231325 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 13 X 250MM 5 ORIFICIOS
- AC35021242 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 420 MMX
130° DER.
- AC00021242 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 420 MMX
135° DER.
- AC00121242 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 420 MMX
135° IZQ.
- AC00021330 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 13 X 300 MM

AC35021334 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX

130° DER.

AC35121334 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX

130° IZQ.

AC00021334 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 13 x 340 MMX

135° DER.

AC00121334 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 13 X 340. MMX

135° IZQ.

AC35021434 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 340 MMX

130° DER.

AC00021434 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 340 MMX

135° DER.

AC35021436 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 360 MMX

130° DER.

AC35121436 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 360 MMX

130° IZQ.

AC00021436 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 360 MMX

135° DER.

AC00121436 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 X 360 MMX

135° IZQ.

AC35021438 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 380 MMX

130° DER.

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC00021438 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 380 MMX
135° DER.

AC35021440 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 400 MMX
130° DER.

AC00021440 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 400 MMX
135° DER.

AC00121440 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 X 400 MMX
135° IZQ.

AC35021442 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 420 MMX
130° DER.

AC00021442 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 420 MMX
135° DER.

AC05121018 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX
130°

IN46550245 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 11MM

IN46550251 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 12MM

IN46550247 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 13MM

IN46550248 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 14MM

IN46550249 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 15MM

IN46550250 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 16MM

IN46550242 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 8MM

IN46550243 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 9MM

IN23780142 FRESA CANULADA

E.

A.

IN70604191 FRESA CANULADA CLAVO RETROGRADO

IN00112003 FRESA CANULADA RUSSELL

IN46553850 FRESA CERRADA FLEXIBLE Ø 8.5MM CE.

IN46553950 FRESA CERRADA FLEXIBLE Ø 9.5MM CE.

IN46550155 FRESA CERRADA FLEXIBLE Ø17MM

IN46550154 FRESA CERRADA FLEXIBLE Ø18MM

IN71115407 FRESA CORTA DE 6 X 13 MM CLAVO RETROGRADO

IN41534040 FRESA FLEXIBLE FRONTAL Ø 8mm X 480mm GAMA

IN41534041 FRESA FLEXIBLE FRONTAL Ø 9mm X 480mm GAMA

in00115144 FRESA FLEXIBLE Ø 10,0 MM RUSSELL

IN41534031 FRESA FLEXIBLE Ø 10mm X 480mm GAMA

in00115146 FRESA FLEXIBLE Ø 11,0 MM RUSSELL

IN41534032 FRESA FLEXIBLE Ø 11mm X 480mm GAMA

in00115148 FRESA FLEXIBLE Ø 12,0 MM RUSSELL

IN41534033 FRESA FLEXIBLE Ø 12mm X 480mm GAMA

in00115150 FRESA FLEXIBLE Ø 13,0 MM RUSSELL

IN41534034 FRESA FLEXIBLE Ø 13mm X 480mm GAMA

in00115152 FRESA FLEXIBLE Ø 14,0 MM RUSSELL

IN41534035 FRESA FLEXIBLE Ø 14mm X 480mm GAMA

IN41534036 FRESA FLEXIBLE Ø 15mm X 480mm GAMA

IN41534037 FRESA FLEXIBLE Ø 16mm X 480mm GAMA

IN41534038 FRESA FLEXIBLE Ø 17mm X 480mm GAMA

IN41534039 FRESA FLEXIBLE Ø 18mm X 480mm GAMA



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

- AC00021438 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 380 MMX
135° DER.
- AC35021440 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 400 MMX
130° DER.
- AC00021440 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 400 MMX
135° DER.
- AC00121440 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 X 400 MMX
135° IZQ.
- AC35021442 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 420 MMX
130° DER.
- AC00021442 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 14 x 420 MMX
135° DER.
- AC05121018 CLAVO ENDOMEDULAR SY GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX
130°
- IN46550245 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 11MM
- IN46550251 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 12MM
- IN46550247 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 13MM
- IN46550248 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 14MM
- IN46550249 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 15MM
- IN46550250 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 16MM
- IN46550242 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 8MM
- IN46550243 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 9MM
- IN23780142 FRESA CANULADA

C

A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

in00115142	FRESA FLEXIBLE Ø 9,0 MM RUSSELL
in00115143	FRESA FLEXIBLE Ø 9,5 MM RUSSELL
AC92930120	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 120 MM
AC92930125	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 125 MM
AC92930130	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 130 MM
AC92930135	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 135 MM
AC92930140	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 140 MM
AC92930145	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 145 MM
AC92930150	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 150 MM
AC92930045	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 45 MM
AC92930050	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 50 MM
AC92930055	TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM. 12 MM X 55 MM

e

1

AC92930060 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM.

12 MM X 60 MM

AC92930065 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM.

12 MM X 65 MM

AC92930070 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM.

12 MM X 70 MM

AC92930075 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM.

12 MM X 75 MM

AC92930080 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM.

12 MM X 80 MM

AC92930085 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM.

12 MM X 85 MM

AC92930090 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM.

12 MM X 90 MM

AC92930095 TORNILLO CEFALICO DESLIZANTE PARA CLAVO GAMA DIAM.

12 MM X 95 MM

AC34045500 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 MM

AC34045530 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 30 MM

AC34045535 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 35 MM

AC34045540 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 40 MM

AC34045545 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 45 MM

AC34045550 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 50 MM

AC34045555 TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 55 MM

E
7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC34045560	TORNILLO CERROJO GAMA Ø 5,5 X 60 MM
AC10122000	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 MM
AC10122912	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 12 MM
AC10122914	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 14 MM
AC10122916	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 16 MM
AC10122918	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 18 MM
AC10122920	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 20 MM
AC10122922	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 22 MM
AC10122924	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 24 MM
AC10122926	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 26 MM
AC10122928	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 28 MM
AC10122930	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 30 MM
AC10122932	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 32 MM
AC10122934	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 34 MM
AC10122936	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 36 MM
AC10122938	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 38 MM
AC10122940	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 40 MM
AC10122942	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 42 MM
AC10122944	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 44 MM
AC10122946	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 46 MM
AC10122948	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 48 MM
AC10122950	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 50 MM
AC10122952	TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 52 MM

E

A

AC10122954 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 54 MM
AC10122956 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 56 MM
AC10122958 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 58 MM
AC10122960 TORNILLO DE BLOQUEO # DIAM 4 x 60 MM
TI32100436 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 36MM
TI32100438 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 38MM
TI32100440 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 40MM
TI32100442 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 42MM
TI32100444 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 44MM
TI32100446 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 46MM
TI32100448 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 48MM
TI32100450 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 50MM
TI32100452 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 52MM
TI32100454 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 54MM
TI32100456 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 56MM
TI32100458 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 58MM
TI32100460 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 60MM
AC32000520 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 20 MM
AC32000525 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 25 MM
AC32000530 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 30 MM
AC32000535 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 35 MM
AC32000540 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 40 MM
AC32000545 TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 45 MM

C
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC32000550	TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 50 MM
AC32000555	TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 55 MM
AC32000560	TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 60 MM
AC32000565	TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 65 MM
AC32000570	TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 70 MM
AC32000575	TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 75 MM
AC32000580	TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 80 MM
AC32000585	TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 85 MM
AC32000590	TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR Ø 5 X 90 MM
AC32000500	TORNILLO PARA CLAVO DE FEMUR/TIBIA Ø 5 MM
AC32000515	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 5 X 15 MM
AC32640000	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 MM
AC32640100	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 100 MM
AC32640030	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 30 MM
AC32640035	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 35MM
AC32640040	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 40 MM
AC32640045	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 45 MM
AC32640050	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 50 MM
AC32640055	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 55 MM
AC32640060	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 60 MM
AC32640065	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 65 MM
AC32640070	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 70 MM
AC32640075	TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 75 MM

AC32640080 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 80 MM
AC32640085 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 85 MM
AC32640090 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 90 MM
AC32640095 TORNILLO PARA CLAVO ENDOMEDULAR Ø 6,4 X 95 MM

CI73801XXXCAJA DE CLAVO DE HUMERO

CI73802XXXCAJA DE CLAVO DE TIBIA

CI73803XXXCAJA DE CLAVO DE FEMUR

CI73804XXXCAJA DE CLAVO GAMMA

CI73805XXXCAJA DE CLAVO GAMMA (SN)

CI73806XXXCAJA DE CLAVO RETROGRADO

CI73807XXXCAJA DE CLAVO RETROGRADO (SN)

CI73808XXXCAJA DE CLAVO DE TIBIA

CI73809XXXCAJA DE CLAVO DE FEMUR

CI73810XXXCAJA DE CLAVO DE TIBIA (SN)

CI73811XXXCAJA DE CLAVO DE FEMUR (SN)

AC33221325 CLAVO ENDOMEDULAR RETROGRADO SN C/BLOQUEO DISTAL
Y PROXIMAL Ø 13 X 250MM MULTIORIFICIOS

AC35141418 CLAVO ENDOMEDULAR SN CORTO Ø 14 x 180 MMX 135°

AC35141618 CLAVO ENDOMEDULAR SN CORTO Ø 16 x 180 MMX 135°

AC35121018 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX
130°

AC35131018 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 10 x 180 MMX
135°





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC35121021	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 10 x 210 MMX 130°
AC35131021	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 10 x 210 MMX 135°
AC35121118	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 11 x 180 MMX 130°
AC35131118	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 11 x 180 MMX 135°
AC35121121	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 11 x 210 MMX 130°
AC35131121	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 11 x 210 MMX 135°
AC35121218	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX 130°
AC35131218	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 12 x 180 MMX 135°
AC35121221	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 12 X 210 MMX 130°
AC35131221	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 12 X 210 MMX 135°
AC35121318	CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX 130°

E.

A

AC35131318 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 13 x 180 MMX
135°

AC35121321 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 13 x 210 MMX
130°

AC35131321 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 13 x 210 MMX
135°

AC35121418 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 14 x 180 MMX
130°

AC35131418 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 14 x 180 MMX
135°

AC35121421 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 14 x 210 MMX
130°

AC35131421 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA CORTO Ø 14 X 210 MMX
135°

AC35121142 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 420 MM X
130° IZQ

AC35021142 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 420 MMX
130° DER.

AC00021142 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 420 MMX
135° DER.

AC00121142 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 11 X 420 MMX
135° IZQ.

E

△



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC35021234 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 x 340 MMX
130° DER.

AC35121234 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 x 340 MMX
130° IZQ.

AC35131234 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 340 MMX
135°

AC00021234 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 x 340 MMX
135° DER.

AC00121234 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 340 MMX
135° IZQ.

AC35021236 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX
130° DER.

AC35121236 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX
130° IZQ

AC35131236 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX
135°

AC00021236 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX
135° DER.

AC00121236 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 360 MMX
135° IZQ.

AC35021238 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX
130° DER.

AC35121238 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX
130° IZQ.

AC35131238 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX
135°

AC00021238 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX
135° DER.

AC00121238 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 380 MMX
135° IZQ.

AC35021240 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX
130° DER.

AC35121240 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX
130° IZQ.

AC00021240 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX
135° DER.

AC00121240 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 400 MMX
135° IZQ.

AC35121242 CLAVO ENDOMEDULAR SN GAMA LARGO Ø 12 X 420 MM X
130° IZQ

IN14230142 FRESA INICIADORA FIJA

IN14230143 FRESA RECTA

IN71365009 FRESA RIGIDA DIAM 10

IN71365010 FRESA RIGIDA DIAM 11

IN71365006 FRESA RIGIDA DIAM 7





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

IN71365007 FRESA RIGIDA DIAM 8

IN71365008 FRESA RIGIDA DIAM 9

IN46540007 GANCHO EXTRACTOR

IN00115141 GUIA DE ALINEACION RUSSELL

IN17700061 GUIA DE BROCA FEMUR

IN71115402 GUIA DE CLAVO CLAVO RETROGRADO

IN19720067 GUIA DE MECHA CON MANGO

IN71365018 GUIA DE MECHA CON MANGO 2

IN00115129 GUIA DE MECHA CON MANGO RUSSELL

IN10112086 GUIA DE MECHA DIAM 3,5 CLAVO RETROGRADO

IN00112056 GUIA DE MECHA DIAM 4 CLAVO RETROGRADO

IN00115138 GUIA DE MECHA DIAMETRO 3,2 MM RUSSELL

IN00115137 GUIA DE MECHA DIAMETRO 4,0 MM RUSSELL

IN00115121 GUIA DE MECHA RUSSELL

IN20730062 GUIA DISTAL EXTERNA HUMERO

IN19720065 GUIA DISTAL PARA CLAVO RETROGRADO

IN17710063 GUIA PALPADOR CORTO

IN17710065 GUIA PALPADOR MEDIANO

IN00115128 GUIA PARA PSEUDOARTROSIS RUSSELL

IN00115116 GUIA PROXIMAL CLAVO HUMERO RUSSELL

IN17700062 GUIA PROXIMAL EXTERNA FEMUR

IN18710063 GUIA PROXIMAL EXTERNA TIBIA

IN46550163 GUIA TRASLUCIDA P/INTENSIFICADOR

IN41534030 HAND DRILL CANULADO GAMA

IN53330069 IMPACTOR

IN00112024 IMPACTOR DE CLAVO CLAVO RETROGRADO

IN19720231 IMPACTOR DE CLAVO ENDOMEDULAR

IN00115125 IMPACTOR DE CLAVO RUSSELL

IN05411019 INTRACANULA DE HÚMERO

IN41534013 INTRACANULA TROCANTERICO Ø5,0mm GAMA

IN41534005 INTRODUTOR DEL CEFALICO GAMA

IN11210301 LLAVE "T" C/ACOPLE RAPIDO

IN31860305 LLAVE 14 MM

IN10000304 LLAVE ALEN Ø 2,5 MM

IN41534028 LLAVE BOCA DE 12mm GAMA

IN41534017 LLAVE CARDANICA GAMA

IN71111650 LLAVE CARDANICA RUSSELL

IN46550302 LLAVE EN T CARDANICA TUBO

IN71115406 LLAVE EXAGONAL EN T 8 MM CLAVO RETROGRADO

IN10500310 LLAVE FIJA 10 MM

IN10500311 LLAVE FIJA 11 MM

IN10500312 LLAVE FIJA 12 MM

IN10500314 LLAVE FIJA 14 MM

IN10500302 LLAVE FIJA 16 MM

IN00000034 LLAVE FIJA 19 MM

IN10500322 LLAVE FIJA 22 MM

E
↙



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

IN10500308 LLAVE FIJA 8 MM

IN00110564 LLAVE FIJA CLAVO RETROGRADO

IN00111566 LLAVE FIJA RUSSELL

IN71115406 LLAVE HEXAGONAL EN T 8 MM CLAVO RETROGRADO

IN41534006 MACHA PARA TORNILLOS DISTALES GAMA

IN42780184 MACHO ROSCADOR

IN23780441 MANDRIL

IN44530079 MANDRIL CANULADO

IN00111257 MANDRIL CANULADO CON LLAVE RUSSELL

IN17710442 MANDRIL CON EMBRAGUE

IN17710441 MANDRIL EN "T" C/ LLAVE

IN20110257 MANDRIL EN T CANULADO CON LLAVE CLAVO RETROGRADO

IN99000098 MANGO DE BISTURI (SN)

IN53332311 MANGO DE BISTURI DOBLE

IN00115135 MANGO DE BISTURI RUSSELL

IN53330065 MANGO DE GUIA

IN10116011 MANGO EN T CON ACOPLE RAPIDO CLAVO RETROGRADO

IN00116011 MANGO EN T CON ACOPLE RAPIDO RUSSELL

IN71365015 MANGO EN T P/FRESA RIGIDA

IN71365050 MANGO EN T PARA FRESA RIGIDA

IN30850567 MANGO RECTO

AC10122966 TORNILLO DE BLOQUEO DIAM 4 x 66 MM

AC92900003 TORNILLO DE TENSION GAMA

AC92210025	TORNILLO DYNAMED CORTICAL 25 MM
AC92210030	TORNILLO DYNAMED CORTICAL 30 MM
AC92210035	TORNILLO DYNAMED CORTICAL 35 MM
AC92210040	TORNILLO DYNAMED CORTICAL 40 MM
AC92210045	TORNILLO DYNAMED CORTICAL 45 MM
AC92210050	TORNILLO DYNAMED CORTICAL 50 MM
AC92210055	TORNILLO DYNAMED CORTICAL 55 MM
AC92210060	TORNILLO DYNAMED CORTICAL 60 MM
AC92210065	TORNILLO DYNAMED CORTICAL 65 MM
AC92210000	TORNILLO DYNAMED CORTICAL ACERO
AC92200000	TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA
AC92200040	TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 40 MM
AC92200045	TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 45 MM
AC92200050	TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 50 MM
AC92200055	TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 55 MM
AC92200060	TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 60 MM
AC92200065	TORNILLO DYNAMED ESPONJOSA 65 MM
AC32154500	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 MM
AC32154518	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 18 MM
AC32154520	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 20 MM
AC32154522	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 22 MM
AC32154524	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 24 MM
AC32154526	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 26 MM


E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC32154528	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 28 MM
AC32154530	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 30 MM
AC32154532	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 32 MM
AC32154534	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 34 MM
AC32154536	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 36 MM
AC32154538	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 38 MM
AC32154540	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 40 MM
AC32154542	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 42 MM
AC32154544	TORNILLO P/ CLAVO DE HUMERO Ø 4,5 X 44 MM
AC32150500	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 MM
AC32150518	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 18 MM
AC32150520	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 20 MM
AC32150522	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 22 MM
AC32150524	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 24 MM
AC32150526	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 26 MM
AC32150528	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 28 MM
AC32150530	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 30 MM
AC32150532	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 32 MM
AC32150534	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 34 MM
AC32150536	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 36 MM
AC32150538	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 38 MM
AC32150540	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 40 MM
AC32150542	TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 42 MM

AC32150544 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 x 44 MM
AC32150546 TORNILLO P/ CLAVO DE TIBIA Ø 5 X 46 MM
TI32100400 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO
TI32100420 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 20MM
TI32100422 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 22MM
TI32100424 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 24MM
TI32100426 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 26MM
TI32100428 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 28MM
TI32100430 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 30MM
TI32100432 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 32MM
TI32100434 TORNILLO P/CLAVO ENDOM. TIBIA TITANIO X 34MM
IN41534024 ACOPLE RAPIDO PARA AESCULAP DRIVE CONN. GAMA
IN18711001 ADAPTADOR GUIA
IN41534000 ALAMBRE GUIA CEFALICO ROSC. TOCANT. 2,5x 400MM GAMA
IN41534027 ALAMBRE GUIA CON OLIVA 1 metro GAMA
IN41534026 ALAMBRE GUIA SIN OLIVA 1 metro GAMA
IN41534018 ALESADOR CERVICAL TROCANTERICO GAMA
IN71365048 ATORNILLADOR
IN00112076 ATORNILLADOR 4,5 RUSSELL
IN00115059 ATORNILLADOR DE 5 MM CLAVO RETROGRADO
IN71365019 ATORNILLADOR EN T
IN00115140 ATORNILLADOR PARA ACOPLE RÁPIDO 5,0 MM RUSSELL
IN00115139 ATORNILLADOR PARA ACOPLE RÁPIDO 6,4 MM RUSSELL





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

IN41534016 BARRA DE REGULACION TROCANTERICO GAMA
IN71115401 BARRA GUIA DISTAL CLAVO RETROGRADO
IN71365125 BARRA GUIA DISTAL ENDOMEDULAR TIBIA
IN07150806 BARRA GUIA PROXIMAL CLAVO RETROGRADO
IN00751320 BROCA 2,0 MM LARGO ACERO INOXIDABLE
IN00751325 BROCA 2,5 MM LARGO ACERO INOXIDABLE
IN00751432 BROCA 3,2 MM CORTA ACERO INOXIDABLE
IN00751335 BROCA 3,5 MM LARGO ACERO INOXIDABLE
IN00751445 BROCA 4,5 MM CORTA ACERO INOXIDABLE
IN00751345 BROCA 4,5 MM LARGO ACERO INOXIDABLE
IN17710113 BROCA 4MM SERIE LARGA
IN26820101 BROCA Ø 2,5 MM - CON TOPE
IN17710103 BROCA Ø 3,2 MM
IN17710111 BROCA Ø 3,2 MM LARGA
IN17710112 BROCA Ø 3,5 MM LARGA
IN41530102 BROCA Ø 4,0 MM
IN44530102 BROCA Ø 4,5 MM
IN10000103 BROCA Ø 5,0 MM
IN41534014 BULON SUJECION CLAVO TROCANT. TIPO G # 1 GAMA
IN41534015 BULON SUJECION CLAVO TROCANT. TIPO G # 2 GAMA
IN46540006 CABEZALES DE FRESAS INTERCAMBIABLES
IN00119657 CALISUAL
E IN00260285 CALISUAL EN "T"

IN05411014 CAMISA C/ MANGO EQUITY
IN05411015 CAMISA CANULADA
IN17700611 CAMISA FEMUR
IN17710611 CAMISA FEMUR -TIBIA
IN41534012 CAMISA GUIA DISTAL DISPOSITIVO TROCANTERICO GAMA
IN41534008 CAMISA GUIA INTRODUTOR DEL CEFALICO GAMA
IN20730611 CAMISA HUMERO
IN71365028 CAMISA PARA GUIA DISTAL
IN90000005 CAMISA PARA MECHA Ø 4,0
IN00115122 CAMISA RUSSELL
IN10112012 CAMISAS CLAVO RETROGRADO
IN41534001 CANULA PLASTICA GAMA
IN05411011 CANULA PLASTICA PARA CLAVOS ENDOMEDULARES
IN00115115 CANULA PLASTICA RUSSELL
IN14240250 CARTABON
IN17710321 CLAVIJA LARGA C/ OLIVA
IN17710322 CLAVIJA LARGA S/ OLIVA
IN71111651 CLAVIJA PUNTA ROSCADA RUSSELL
IN10112076 CLIPERA P/ATORNILLADOR RUSSELL
IN71119075 CLIPERA PARA ATORNILLADOR CLAVO RETROGRADO
IN71115403 COMPLEMENTO DE GUIA 15 CM CLAVO RETROGRADO
IN71115404 COMPLEMENTO DE GUIA 20 CM CLAVO RETROGRADO
IN71115405 COMPLEMENTO DE GUIA 25 CM CLAVO RETROGRADO



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

IN00115112 COMPLEMENTO DE GUIA RUSSELL
IN00115127 COMPLEMENTO P/EXTRACCION DE CLAVO RUSSELL
IN20730421 COMPLEMENTO SUJETA CLAVO
IN20730422 CUERPO GUIA HUMERO
IN26005020 DESTORNILLADOR 6,5MM
IN44530066 DESTORNILLADOR EN T DIAM. 5MM
IN41530051 DESTORNILLADOR HEXAGONAL Ø 3,5 MM
IN16600051 DESTORNILLADOR HEXAGONAL Ø 4,5 MM
IN17710052 DESTORNILLADOR HEXAGONAL Ø 5,0 MM
IN41534021 DESTORNILLADOR P/ BLOQUEO TROCANTERICO GAMA
IN41534007 DESTORNILLADOR PARA TORNILLOS DISTALES GAMA
IN19720281 DIAPASON - INICIADOR
IN10115175 DIAPAZON RUSSELL
IN41534020 DISPOSITIVO DE PUNTERIA 125° /135° TROCANTERICO GAMA
IN41534019 DISPOSITIVO DE PUNTERIA 130° TROCANTERICO GAMA
IN17710231 DISPOSITIVO P/IMPACTAR CLAVO
IN41534025 DISPOSITIVO RADIOLUCIDO PUNTERIA INF. TROCANTERICO GAMA
IN41534011 DIVULSOR PARTES BLANDAS TROCANTERICO GAMA
IN00093001 EXTRACTOR CLAVO ENDOMEDULAR
IN71365045 EXTRACTOR CON EMBOLO
IN00115126 EXTRACTOR DE CLAVO RUSSELL
IN16603002 EXTRACTOR GUIA FEMORAL
IN05410141 FRESA

IN46550240 FRESA ALAMBRE FLEXIBLE Ø 10MM

AC33630330	CLAVO ENDERS Ø 3 - 330 MM - RADIO
AC43630340	CLAVO ENDERS Ø 3 - 340 MM - PEDIÁTRICO
AC33251132	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 320MM
AC33251133	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 330 MM
AC33251150	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 340 MM
AC33251134	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 345 MM
AC33251136	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 360 MM
AC33251138	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 380 MM
AC33251140	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 400 MM
AC33251142	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 420 MM
AC33251144	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 11 MM X 440 MM
AC33251200	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM
AC33251222	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 220 MM
AC33251224	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 240 MM
AC33251226	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 260 MM
AC33251227	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 270 MM
AC33212285	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 285 MM
AC33251228	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 285 MM
AC33251230	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 300 MM
AC33251231	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 310 MM
AC33212315	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 315 MM
AC33251232	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 320 MM

E

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33251233	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 330 MM
AC33251234	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 340 MM
AC33212345	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 345 MM
AC33251236	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 360 MM
AC33251238	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 380 MM
AC33251240	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 12 MM X 400 MM
AC33251300	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM
AC33251327	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 270 MM
AC33251328	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 285 MM
AC33213285	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 285MM
AC33251330	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 300 MM
AC33251331	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 310 MM
AC33213315	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 315 MM
AC33251325	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 325 MM
AC33251333	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 330 MM
AC33251340	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 340 MM
AC33251334	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 345 MM
AC33213345	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 345 MM-
AC33251336	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 360 MM
AC33251338	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 380 MM
AC332513400	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 13 MM X 400 MM
AC33251400	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM
AC33251430	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 14 MM X 300 MM



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

AC33250900	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM
AC33250921	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 210 MM
AC33250922	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 220 MM
AC33250923	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 230 MM
AC33250924	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 240 MM
AC33250926	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 260 MM
AC33250927	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 270 MM
AC33251928	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 280 MM
AC33250928	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 285 MM
AC33250930	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 300 MM
AC33250931	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 315 MM
AC33250933	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 330 MM
AC332509340	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 340 MM
AC33250934	CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA Ø 9 MM X 345 MM

Período de vida útil: 3 años del implante estéril

Forma de presentación: unitario

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Nombre del fabricante: PRIMA IMPLANTES S.A.

Lugar/es de elaboración: HIPOLITO VIEYTES 1331, SAN RAFAEL, CÓRDOBA,
Córdoba, Argentina


HIPOLITO VIEYTES 1331, SAN RAFAEL, CÓRDOBA, 4, Córdoba, Argentina

AV. BELGRANO (S) 3931, AMERICA DEL SUR, SANTIAGO DE ESTERO, Santiago
del Estero, Argentina


Se extiende a PRIMA IMPLANTES S.A. el Certificado de Autorización e Inscripción del PM-917-7, en la Ciudad de Buenos Aires, a 24 ENE. 2017, siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha de su emisión.

DISPOSICIÓN Nº

0843


Dr. ROBERTO LEDESMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

24 ENE 2017



ROTULOS PRODUCTOS ESTERILES

RÓTULO PRIMARIO

ORIGINAL PRIMA
PRODUCTO ESTERIL DE UN SOLO USO

HUMEDAD TEMP.
MAX. 100% MAX. 50°C

CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA
DIAM. 10 MM X 300 MM


ENDOMEDULAR
FABRICA: PRIMA IMPLANTES S.A.
VIEYTES 1331 CORDOBA
BELGRANO SUR N° 3931 SGO. DEL ESTERO
R.T. M.N. MONTES DE OCA MP 7114 (CBA)
R.T. JOSÉ LECUONA MP 186 (SGO)
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-917-7
FABRICADO EN ARGENTINA

LOTE 79342-1



AC33251838

"VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"



RÓTULO SECUNDARIO

ORIGINAL PRIMA
PRODUCTO ESTERIL DE UN SOLO USO

NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTA DAÑADO

VTO.: 07/11/2019
METODO: ETO FECHA 161107

HUMEDAD TEMP.
MAX. 100% MAX. 50°C

CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA
DIAM. 10 MM X 300 MM

ENDOMEDULAR
FABRICA: PRIMA IMPLANTES S.A.
VIEYTES 1331 CORDOBA
BELGRANO SUR N° 3931 SGO. DEL ESTERO
R.T. M.N. MONTES DE OCA MP 7114 (CBA)
R.T. JOSÉ LECUONA MP 186 (SGO)
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-917-7
FABRICADO EN ARGENTINA

LOTE 79342-1



AC33251838

"VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"



E

Firmas:

PRIMA IMPLANTES S.A.

DR. CARLOS A. TARRUBELLA
PRESIDENTE

PRIMA IMPLANTES S.A.
Marta Noel Montes de Oca
Dra. en Cs. Qs. Lic. Qca. Farmacéutica
M.P. 7114
DIRECCIÓN TÉCNICA

PRIMA IMPLANTES S.A.


Jose V. Lecuona
D. T. Farm. - M.P. 188



ANEXO III B
RÓTULO

SISTEMA DE
ENDOMEDULARES
PM-917-7

0843



ROTULOS PRODUCTOS NO ESTERILES

ORIGINAL PRIMA

PRODUCTO NO ESTERIL DE UN SOLO USO
SE REQUIERE ESTERILIZACION POR CICLO DE ETILENO



**CLAVO ENDOMEDULAR PARA TIBIA
DIAM. 10 MM X 300 MM**

ENDOMEDULAR

Fabrica: PRIMA IMPLANTES S.A.
VIEYTES 1331 CORDOBA
BELGRANO SUR Nº3931 SGO DEL ESTERO
R.T. IAN. MONTES DE OCA MP 7114 (CBA)
R.T. JOSÉ LECUONA MP 188 (SGO)
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-917-7
FABRICADO EN ARGENTINA
"VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"

LOTE: 79342 - 11



HC33251030

ROTULOS INSTRUMENTAL

ORIGINAL PRIMA

PRODUCTO NO ESTERIL

SE REQUIERE ESTERILIZACION POR ETI / VAPOR DE AGUA



BROCA DIAM. 4,5 MM

Fabrica: PRIMA IMPLANTES S.A.
VIEYTES 1331 CORDOBA
BELGRANO SUR Nº 3931 SGO DEL ESTERO
R.T. IAN. MONTES DE OCA MP 7114 (CBA)
R.T. JOSÉ LECUONA MP 188 (SGO)
AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-917-7
FABRICADO EN ARGENTINA
"VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"

LOTE 58911



IN44530102

NOTA: EL INSTRUMENTAL DE REUSO NO CONTIENE RÓTULO ASOCIADO

Firmas:


PRIMA IMPLANTES S.A.

DR. CARLOS A. TARRUBELLA
PRESIDENTE

PRIMA IMPLANTES
María Noel Montes de Oca
Dr. en Cs. Qs. Lic. Q. Farmacéutica
M.P. 7114
DIRECCIÓN TÉCNICA

PRIMA IMPLANTES S.A.
José V. Lecuona
D. T. Farm. - M.P. 188

0843

**SISTEMA DE ENDOMEDULARES**Producto: NOMBRE DEL PRODUCTO- ENDOMEDULAR-CÓDIGO DE PRODUCTOLote: XXXXX-XXFabrica: PRIMA IMPLANTES S.A.
VIEYTES 1331 CÓRDOBA.
BELGRANO SUR Nº 3931 SGO DEL ESTERO.Almacenamiento:Tº Max. 50ºC - Humedad
Max. 100%Esterilización (SI CORRESPONDE): ESTERIL/NO ESTERIL

PRODUCTO ESTÉRIL DE UN SOLO USO

NO UTILIZAR SI EL ENVASE ESTA DAÑADO

METODO: ETO- FECHA AAMMDD

Dirección Técnica:
R.T. M.N. MONTES DE OCA MP 7114 (CBA)
RT. JOSÉ LECUONA MP 186 (SGO)AUTORIZADO POR LA ANMAT. PM-917-7
FABRICADO EN ARGENTINA

Condición de Venta: "VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS"

INSTRUCTIVO**GENERALIDADES**

Nuestros implantes biomédicos están diseñados para reemplazar una parte faltante del cuerpo o para mejorar el funcionamiento de una parte del mismo.

No se puede pretender que una prótesis obtenga el mismo desempeño de un hueso sano.

Las prótesis substituyen partes del hueso, con limitaciones y por un cierto período de tiempo.

Los implantes son de "un solo uso", por lo tanto, no se podrá reutilizar en otro paciente ningún

Firmas:

PRIMA IMPLANTES S.A.

Dr. CARLOS A. TARFAUBELLA
PRESIDENTE
María Noel Montes de Oca
Dra. en Cs. Ql. Lic. Qca. Farmacéutica
M.P. 7114
DIRECCIÓN TÉCNICAPRIMA IMPLANTES S.A.
Jose W. Lecuona
Dra. Farm. M.P. 186

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.

Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido




ANEXO III B INSTRUCCIONES DE USO

SISTEMA DE
ENDOMEDULARES

PM-917-7

0843



implante que ya haya sido utilizado, por menor que sea el periodo implantado.

ADVERTENCIAS

- Para poder garantizar su correcto funcionamiento, los implantes deben ser colocados por profesionales altamente capacitados y en condiciones asépticas. En el momento de la implantación, es de suma importancia corroborar las condiciones del envase que contiene la prótesis, para descartar que no haya alteraciones en la esterilización de la misma. También es necesario verificar que la fecha de vencimiento de la esterilización que figura en el rótulo no haya caducado.
 - Si la indicación del médico respecto a las medidas o tipo de implante a colocar, no han sido las correctas, o hubiera una mala colocación del implante, esto disminuirá considerablemente la funcionalidad del mismo.
- Todas las prótesis necesitan de una secuencia de montaje conforme a técnica quirúrgica correspondiente. El conocimiento de la misma es de entera responsabilidad del cirujano y su personal, esta responsabilidad escapa a nuestra firma.
- El personal que auxilia en la cirugía (instrumentistas, enfermeras, etc.) deberá estar familiarizado con el procedimiento de apertura del embalaje de una prótesis esterilizada, para no correr riesgos de contaminación microbiana (ver EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN).

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Hipersensibilidad alérgica del sistema inmunológico a los elementos constitutivos de los implantes.
- Posible osteólisis, se refiere a la pérdida de masa ósea, en principio alrededor del implante ocasionada por una intensa reacción macrofágica, estimulada por distintos mediadores químicos ante la presencia de partículas de material extraño.
- Posible luxación y subluxación debido a la incorrecta colocación y/o desplazamiento de la prótesis.
- Desplazamiento de los componentes protésicos debido a un traumatismo o pérdida de fijación por laxitud muscular o de los tejidos fibrosos.
- La infección puede dar lugar al fallo en el reemplazo articular.

CONTRAINDICACIONES

- Infecciones sistémicas o locales, crónicas o agudas.
- Pacientes con esqueleto inmaduro u osteoporosis severa, debido a que la destrucción ósea, o la baja calidad del hueso puede afectar la estabilidad del implante.
- Deficiencias vasculares, musculares severas o neurológicas que afecten el miembro que debe ser sometido a cirugía.
- Pacientes en estado general comprometido, sin condiciones de someterse a un procedimiento quirúrgico.

CONDICIONES QUE PONEN EN RIESGO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL IMPLANTE

- Pacientes no colaboradores de avanzada edad, niños, drogodependientes, deficientes mentales, con pérdida de la habilidad intelectual o con alteraciones neurológicas, incapaces de seguir las instrucciones del médico cirujano.
- Desórdenes metabólicos o sistémicos.
- Pérdida ósea severa.

Firmas:

PRIMA IMPLANTES S.A.

DR. CARLOS A. TARRAUBELLA
PRESIDENTE


PRIMA
IMPLANTES

Maria Noel Montes de Oca
Dra. en Cs. de Lic. Qca. Farmacéutica
M.P. 7114
DIRECCIÓN TÉCNICA

PRIMA IMPLANTES S.A.
Jose V. Lecuona
D.T. Farm. M.P. 186

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.
Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido

0843



- Obesidad, exceso de peso, uso excesivo del área implantada debido a la profesión del paciente o a las actividades deportivas.

PRECAUCIONES

- El paciente debe ser informado por el médico, de los riesgos potenciales y efectos adversos debido a la implantación de la prótesis, para que éste dé su consentimiento a la intervención quirúrgica.
- El paciente debe ser advertido de las limitaciones en su actividad, de que debe de proteger el reemplazo articular frente a tensiones no razonables y seguir las instrucciones de su médico respecto al seguimiento, cuidado y tratamiento.
- El paciente deberá informar al médico sobre cualquier cambio que observe en el miembro intervenido.
- El paciente debe informar ante cualquier tratamiento o examen médico, que lleva implantado una prótesis ortopédica.
- Se recomiendan al paciente verificaciones periódicas, a criterio del cirujano, para evaluar el estado de la prótesis implantada.

ADVERSIDADES

- La ausencia o retardo en la consolidación de la fractura puede ocasionar la ruptura del implante;
- Intolerancia o hipersensibilidad a los materiales de fabricación o reacción de cuerpo extraño.
- Fractura del hueso durante o después de la cirugía.
- Dolores o molestias debido al producto.
- Daños en los tejidos, provocado por la cirugía.
- Necrosis ósea o de tejido blandos.
- Curación inadecuada.

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Cada implante lleva grabado un número de lote que se corresponde con el número que figura en el rótulo del envase. Esta identificación permite rastrear la historia del mismo.

EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN

Cada prótesis está acondicionada en doble bolsa de papel pouch, luego otro envoltorio de polietileno y caja protectora en caso de tratarse de un producto ESTÉRIL.

Para su uso la prótesis se saca de la caja protectora, luego dentro del quirófano la enfermera en tránsito debe quitar el envoltorio externo de polietileno y abrir el pouch mas externo despegando ambas láminas por la orilla viable, permitiendo que la instrumentista tome de dentro de él el siguiente pouch que contiene el producto estéril en su interior.

Se recomienda manipular el producto estéril, con guantes sin talco y por ningún motivo estos productos deben ser re-esterilizados.

En el caso de productos no estériles se realiza solo un envoltorio. Se sugiere esterilización con gas ETO.

*Todo producto NO ESTERIL, entregado por nuestra firma está CLARAMENTE IDENTIFICADO, para no incurrir en ningún error.

Otros productos no estériles viajan dentro de su caja quirúrgica correspondiente, para ser esterilizados en el nosocomio.

La técnica de esterilización sugerida para instrumental es vapor de agua o por gas ETO

Firmas:
PRIMA IMPLANTES S.A.

DR. CARLOS A. TARRAU BELLÁ
PRESIDENTE

PRIMA
IMPLANTES
María Noel Montes de Oca
Dra. en Cs. Qs. Lic. Qca. Farmacéutica

PRIMA IMPLANTES S.A.
Jose V. Lecuona
Farm. M.P. 188

El presente documento contiene información propiedad de PRIMA IMPLANTES S.A.

Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido

0843

Evitar método de esterilización por estufa.

En cualquiera de estos métodos respetar la T° y tiempo indicado por normas internacionales vigentes.

"Nuestra empresa no se hará cargo de deterioros o mal estado de materiales si no se siguen los procedimientos antes sugeridos por el fabricante. Estos costos correrán por parte del nosocomio"

ALMACENAMIENTO

Las prótesis deben almacenarse en un lugar limpio, libre de la humedad y calor y resguardadas de los roces para evitar cualquier deterioro de los envases.

Se aconseja controlar los vencimientos y ordenarlas bajo este criterio, de modo que las primeras en salir, hayan sido fabricadas con anterioridad.

INSTRUMENTAL

Los implantes son acompañados de caja quirúrgica con instrumental fabricado o provisto por **PRIMA IMPLANTES S.A.**

Dicho material debe ser esterilizado en el nosocomio con la rutina anteriormente mencionada (ver **EMBALAJE Y ESTERILIZACIÓN**).

SISTEMA DE CALIDAD

Teniendo en cuenta la responsabilidad que implica la fabricación de implantes biomédicos, **PRIMA IMPLANTES S.A.**, se encuentra trabajando bajo las Normas de Calidad que exige ANMAT atento a:

Disposición ANMAT 3266/2013. REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS Y PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO IN VITRO.

Disposición N° 2318/02 "REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR DE REGISTRO DE PRODUCTOS MÉDICOS"

Disposición N° 4306/99 "REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y EFICACIA DE LOS PRODUCTOS MÉDICOS"

ATENCIÓN AL CLIENTE

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTENOS:

Córdoba:

Tel: (54) (0351) 4808814 / 489-4003 / 480-1500 / 489-4271

Fax Directo: (0351) 4801100

Santiago del Estero:

Tel: (0385) 4968106

E-mail: info@primaimplantes.com

Página Web: www.primaimplantes.com

Firmas: **PRIMA IMPLANTES S.A.**

CARLOS A. FARRAURELLA
PRESIDENTE

PRIMA IMPLANTES
María Noel Montes de Oca
Dra. en Cs. Qs. Lic. Qca. Farmacéutica
M.P. 7114
DIRECCIÓN TÉCNICA

PRIMA IMPLANTES S.A.
José V. Lecuona
D.T. Farm. M.P. 186

El presente documento contiene información propiedad de **PRIMA IMPLANTES S.A.**

Su uso es exclusivo de la persona o entidad a la que se encuentra dirigido, no debiendo divulgarse su contenido