



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-002708-22-8

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-002708-22-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca CDH nombre descriptivo SISTEMA DE TORNILLOS ÓSEOS DE TITANIO y nombre técnico tornillos, para huesos , de acuerdo con lo solicitado por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2023-151361164-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 1006-17 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1006-17

Nombre descriptivo: SISTEMA DE TORNILLOS ÓSEOS DE TITANIO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-101 - tornillos, para huesos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CDH

Modelos:

720-04012-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 12mm

720-04014-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 14mm
720-04016-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 16mm
720-04018-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 18mm
720-04020-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 20mm
720-04022-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 22mm
720-04024-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 24mm
720-04026-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 26mm
720-04028-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 28mm
720-04030-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 30mm
720-04032-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 32mm
720-04034-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 34mm
729-35012-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 12mm
729-35014-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 14mm
729-35016-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 16mm
729-35018-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 18mm
729-35020-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 20mm
729-35022-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 22mm
729-40014-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø4,0 x 14mm
729-40016-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø4,0 x 16mm
729-40018-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø4,0 x 18mm
729-40020-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø4,0 x 20mm
729-40022-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø4,0 x 22mm
729-25012-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 12 mm
729-25014-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 14 mm
729-25016-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 16 mm
729-25018-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 18 mm
729-25020-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 20 mm
729-25022-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 22 mm
729-25024-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 24 mm
729-25026-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 26 mm
729-25028-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 28 mm
72C-07520 TORNILLO CALCANEOS STOP TITANIO 20mm
72C-07525 TORNILLO CALCANEOS STOP TITANIO 25mm
72C-07530 TORNILLO CALCANEOS STOP TITANIO 30mm
72C-07535 TORNILLO CALCANEOS STOP TITANIO 35mm
727-35012- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 12mm
727-35014- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 14mm
727-35016- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 16mm
727-35018- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 18mm
727-35020- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 20mm
727-35022- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 22mm
727-35024- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 24mm
727-35026- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 26mm
727-35028- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 28mm
727-35030- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 30mm
727-35032- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 32mm

727-35034- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 34mm
727-35036- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 36mm
727-35038- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 38mm
727-35040- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 40mm
727-35042- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 42mm
727-35044- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 44mm
727-35046- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 46mm
727-35048- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 48mm
727-35050- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 50mm
727-35055- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 55mm
727-35060- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 60mm
727-35065- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 65mm
727-35070- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 70mm
727-35075- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 75mm
727-35080- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 80mm
727-35085- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 85mm
727-35090- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 90mm
727-35095- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 95mm
727-350100- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 100mm
727-350105- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 105mm
727-350110- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 110mm
727-350115- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 115mm
727-350120- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 120mm
727-45025-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 25mm
727-45030-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 30mm
727-45035-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 35mm
727-45040-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 40mm
727-45045-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 45mm
727-45050-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 50mm
727-45055-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 55mm
727-45060-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 60mm
727-45065-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 65mm
727-45070-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 70mm
727-35010-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 10mm
727-35012-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 12mm
727-35014-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 14mm
727-35016-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 16mm
727-35018-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 18mm
727-35020-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 20mm
727-35022-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 22mm
727-35024-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 24mm
727-35026-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 26mm
727-35028-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 28mm
727-35030-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 30mm
727-35032-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 32mm
727-35034-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 34mm

727-35036-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 36mm
727-35038-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 38mm
727-35040-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 40mm
727-35042-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 42mm
727-35044-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 44mm
727-35046-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 46mm
727-35048-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 48mm
727-35050-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 50mm
727-35055-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 55mm
727-35060-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 60mm
727-35065-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 65mm
727-35070-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 70mm
727-35075-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 75mm
727-35080-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 80mm
72K-07020-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 20mm
72K-07025-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 25mm
72K-07030-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 30mm
72K-07035-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 35mm
72K-07040-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 40mm
72K-07045-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 45mm
72K-07050-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 50mm
72K-08020-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 20mm
72K-08025-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 25mm
72K-08030-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 30mm
72K-08035-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 35mm
72K-08040-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 40mm
72K-08045-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 45mm
72K-08050-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 50mm
72K-09020-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 20mm
72K-09025-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 25mm
72K-09030-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 30mm
72K-09035-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 35mm
72K-09040-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 40mm
72K-09045-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 45mm
72K-09050-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 50mm
72K-10020-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø10 x 20mm
72K-10025-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø10 x 25mm
72K-10030-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø10 x 30mm
72K-07020-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 20mm
72K-07025-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 25mm
72K-07030-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 30mm
72K-07035-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 35mm
72K-07040-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 40mm
72K-07045-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 45mm
72K-07050-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 50mm
72K-08020-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 20mm

72K-08025-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 25mm
72K-08030-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 30mm
72K-08035-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 35mm
72K-08040-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 40mm
72K-08045-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 45mm
72K-08050-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 50mm
72K-09020-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 20mm
72K-09025-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 25mm
72K-09030-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 30mm
72K-09035-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 35mm
72K-09040-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 40mm
72K-09045-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 45mm
72K-09050-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 50mm
72K-10020-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø10 x 20mm
72K-10025-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø10 x 25mm
72K-10030-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø10 x 30mm
728-065030/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 30mm
728-065035/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 35mm
728-065040/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 40mm
728-065045/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 45mm
728-065050/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 50mm
728-065055/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 55mm
728-065060/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 60mm
728-065065/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 65mm
728-065070/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 70mm
728-065075/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 75mm
728-065080/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 80mm
728-065085/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 85mm
728-065090/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 90mm
728-065095/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 95mm
728-065100/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 100mm
728-065105/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 105mm
728-065110/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 110mm
728-065115/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 115mm
728-065120/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 120mm
728-065030-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 30mm
728-065035-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 35mm
728-065040-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 40mm
728-065045-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 45mm
728-065050-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 50mm
728-065055-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 55mm
728-065060-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 60mm
728-065065-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 65mm
728-065070-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 70mm
728-065075-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 75mm
728-065080-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 80mm

728-065085-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 85mm
728-065090-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 90mm
728-065095-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 95mm
728-0650100-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 100mm
728-0650105-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 105mm
728-0650110-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 110mm
728-0650115-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 115mm
728-0650120-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 120mm
729-25012-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 12mm
729-25014-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 14mm
729-25016-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 16mm
729-25018-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 18mm
729-25020-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 20mm
729-25022-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 22mm
729-25024-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 24mm
729-25026-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 26mm
729-25028-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 28mm
72P-2012-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.12mm
72P-2014-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.14mm
72P-2016-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.16mm
72P-2018-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.18mm
72P-2020-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.20mm
72P-2022-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.22mm
72P-2024-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.24mm
72P-2026-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.26mm
72P-2028-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.28mm
727-000001 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 12mm
727-000002 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 14mm
727-000003 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 16mm
727-000004 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 18mm
727-000005 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 20mm
727-000006 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 22mm
727-000007 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 24mm
727-000008 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 26mm
727-000009 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 28mm
727-000010 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 30mm
727-000011 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 32mm
727-000012 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 34mm
727-000013 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 38mm
727-000014 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 40mm
727-000015 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 42mm
727-000016 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 44mm
727-000017 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 46mm
727-000018 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 48mm
727-000019 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 50mm
727-000020 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 12mm

727-000021 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 14mm
727-000022 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 16mm
727-000023 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 18mm
727-000024 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 20mm
727-000025 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 22mm
727-000026 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 24mm
727-000027 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 26mm
727-000028 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 28mm
727-000029 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 30mm
727-000030 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 32mm
727-000031 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 34mm
727-000032 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 36mm
727-000033 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 38mm
727-000034 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 40mm
727-000035 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 42mm
727-000036 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 44mm
727-000037 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 46mm
727-000038 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 48mm
727-000039 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 50mm
727-000040 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 12mm
727-000041 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 14mm
727-000042 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 16mm
727-000043 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 18mm
727-000044 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 20mm
727-000045 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 22mm
727-000046 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 24mm
727-000047 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 26mm
727-000048 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 28mm
727-000049 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 30mm
727-000050 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 32mm
727-000051 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 34mm
727-000052 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 36mm
727-000053 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 38mm
727-000054 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 40mm
727-000055 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 42mm
727-000056 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 44mm
727-000057 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 46mm
727-000058 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 48mm
727-000059 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 50mm
727-000060 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 12mm
727-000061 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 14mm
727-000062 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 16mm
727-000063 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 18mm
727-000064 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 20mm
727-000065 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 22mm
727-000066 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 24mm

727-000067 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 26mm
727-000068 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 28mm
727-000069 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 30mm
727-000070 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 32mm
727-000071 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 34mm
727-000072 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 36mm
727-000073 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 38mm
727-000074 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 40mm
727-000075 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 42mm
727-000076 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 44mm
727-000077 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 46mm
727-000078 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 48mm
727-000079 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 50mm
727-000080 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 12mm
727-000081 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 14mm
727-000082 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 16mm
727-000083 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 18mm
727-000084 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 20mm
727-000085 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 22mm
727-000086 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 24mm
727-000087 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 26mm
727-000088 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 28mm
727-000089 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 30mm
727-000090 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 32mm
727-000091 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 34mm
727-000092 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 36mm
727-000093 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 38mm
727-000094 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 40mm
727-000095 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 26mm
727-000096 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 28mm
727-000097 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 30mm
727-000098 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 32mm
727-000099 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 34mm
727-000100 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 36mm
727-000101 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 38mm
727-000102 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 40mm
727-000103 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 42mm
727-000104 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 44mm
727-000105 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 46mm
727-000106 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 48mm
727-000107 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 50mm
727-000108 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 52mm
727-000109 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 54mm
727-000110 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 56mm
727-000111 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 58mm
727-000112 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 60mm

727-000113 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 30mm
727-000114 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 32mm
727-000115 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 34mm
727-000116 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 36mm
727-000117 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 38mm
727-000118 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 40mm
727-000119 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 42mm
727-000120 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 44mm
727-000121 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 46mm
727-000122 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 48mm
727-000123 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 50mm
727-000124 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 52mm
727-000125 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 54mm
727-000126 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 56mm
727-000127 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 58mm
727-000128 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 60mm
727-000129 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 30mm
727-000130 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 32mm
727-000131 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 34mm
727-000132 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 36mm
727-000133 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 38mm
727-000134 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 40mm
727-000135 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 42mm
727-000136 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 44mm
727-000137 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 46mm
727-000138 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 48mm
727-000139 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 50mm
727-000140 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 52mm
727-000141 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 54mm
727-000142 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 56mm
727-000143 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 58mm
727-000144 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 60mm
727-000145 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 60mm
727-000146 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 65mm
727-000147 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 70mm
727-000148 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 75mm
727-000149 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 80mm
727-000150 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 85mm
727-000151 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 90mm
727-000152 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 95mm
727-000153 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 100mm
727-000154 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 105mm
727-000155 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 110mm
727-000156 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 115mm
727-000157 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 120mm
727-000158 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 60mm

727-000159 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 65mm
727-000160 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 70mm
727-000161 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 75mm
727-000162 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 80mm
727-000163 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 85mm
727-000164 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 90mm
727-000165 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 95mm
727-000166 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 100mm
727-000167 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 105mm
727-000168 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 110mm
727-000169 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 115mm
727-000170 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 120mm
727-000171 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 26mm
727-000172 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 28mm
727-000173 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 30mm
727-000174 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 32mm
727-000175 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 34mm
727-000176 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 36mm
727-000177 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 38mm
727-000178 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 40mm
727-000179 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 42mm
727-000180 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 44mm
727-000181 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 46mm
727-000182 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 48mm
727-000183 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 50mm
727-000184 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 52mm
727-000185 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 54mm
727-000186 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 56mm
727-000187 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 58mm
727-000188 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 60mm
727-000189 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 30mm
727-000190 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 32mm
727-000191 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 34mm
727-000192 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 36mm
727-000193 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 38mm
727-000194 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 40mm
727-000195 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 42mm
727-000196 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 44mm
727-000197 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 46mm
727-000198 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 48mm
727-000199 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 50mm
727-000200 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 54mm
727-000201 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 56mm
727-000202 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 58mm
727-000203 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 60mm
727-000204 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 30mm

727-000205 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 32mm
727-000206 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 34mm
727-000207 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 36mm
727-000208 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 38mm
727-000209 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 40mm
727-000210 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 42mm
727-000211 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 44mm
727-000212 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 46mm
727-000213 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 48mm
727-000214 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 50mm
727-000215 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 52mm
727-000216 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 54mm
727-000217 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 56mm
727-000218 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 58mm
727-000219 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 60mm
727-000220 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 60mm
727-000221 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 65mm
727-000222 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 70mm
727-000223 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 75mm
727-000224 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 80mm
727-000225 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 85mm
727-000226 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 90mm
727-000227 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 95mm
727-000228 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 100mm
727-000229 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 105mm
727-000230 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 110mm
727-000231 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 115mm
727-000232 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 120mm
727-000233 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 60mm
727-000234 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 65mm
727-000235 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 70mm
727-000236 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 75mm
727-000237 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 80mm
727-000238 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 85mm
727-000239 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 90mm
727-000240 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 95mm
727-000241 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 100mm
727-000242 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 105mm
727-000243 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 110mm
727-000244 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 115mm
727-000245 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 120mm
727-000246 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 70mm
727-000247 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 75mm
727-000248 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 80mm
727-000249 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 85mm
727-000250 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 90mm

727-000251 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 95mm
727-000252 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 100mm
727-000253 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 105mm
727-000254 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 110mm
727-000255 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 115mm
727-000256 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 120mm
727-000291 ARANDELA TIT. Ø9,5mm P/ TORN. ESPONJ. CANUL. TIT. Ø4,0mm
727-000292 ARANDELA TIT. Ø12mm P/TORN. ESPONJ. CANUL. TIT. R16 / R32
727-000307 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 45mm
727-000308 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 50mm
727-000309 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 55mm
727-000310 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 60mm
727-000311 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 65mm
727-000312 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 70mm
727-000313 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 75mm
727-000314 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 80mm
727-000315 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 85mm
727-000316 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 90mm
727-000317 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 95mm
727-000318 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 100mm
727-000319 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 105mm
727-000320 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 110mm
727-000321 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 115mm
727-000322 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 120mm
727-000323 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 40mm
727-000329 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 40mm
727-000330 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 45mm
727-000331 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 50mm
727-000332 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 55mm
727-000333 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 60mm
727-000334 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 65mm
727-000335 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 70mm
727-000336 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 75mm
727-000337 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 80mm
727-000338 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 85mm
727-000339 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 90mm
727-000340 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 95mm
727-000341 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 100mm
727-000342 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 105mm
727-000343 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 110mm
727-000344 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 115mm
727-000345 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 120mm
727-000347 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 12mm
727-000348 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 14mm
727-000349 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 16mm
727-000350 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 18mm

727-000351 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 20mm
727-000352 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 22mm
727-000353 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 24mm
727-000354 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 26mm
727-000355 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 28mm
727-000356 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 30mm
727-000357 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 35mm
727-000358 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 40mm
727-000359 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 45mm
727-000360 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 50mm
727-45075-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 75mm
727-45080-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 80mm
727-45085-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 85mm
727-45090-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 90mm
727-45095-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 95mm
727-450100-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 100mm
727-450105-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 105mm
727-450110-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 110mm
727-450115-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 115mm
727-450120-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 120mm
727-450125-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 125mm
727-450130-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 130mm
727-3010-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 10mm
727-3012-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 12mm
727-3014-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 14mm
727-3016-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 16mm
727-3018-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 18mm
727-3020-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 20mm
727-3022-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 22mm
727-3024-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 24mm
727-3026-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 26mm
727-3028-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 28mm
727-3030-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 30mm
727-3032-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 32mm
727-3034-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 34mm
727-3036-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 36mm
727-2410-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 10mm
727-2412-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 12mm
727-2414-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 14mm
727-2416-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 16mm
727-2418-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 18mm
727-2420-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 20mm
727-2422-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 22mm
727-2424-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 24mm
727-2426-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 26mm
727-2428-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 28mm

727-2430-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 30mm
727-2432-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 32mm
727-2434-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 34mm
727-2436-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 36mm
727-2010-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 10mm
727-2012-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 12mm
727-2014-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 14mm
727-2016-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 16mm
727-2018-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 18mm
727-2020-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 20mm
727-2022-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 22mm
727-2024-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 24mm
727-2026-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 26mm
727-2028-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 28mm
727-2030-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 30mm
727-2032-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 32mm
727-2034-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 34mm
727-2036-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 36mm
727-3010-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 10mm
727-3012-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 12mm
727-3014-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 14mm
727-3016-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 16mm
727-3018-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 18mm
727-3020-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 20mm
727-3022-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 22mm
727-3024-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 24mm
727-3026-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 26mm
727-3028-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 28mm
727-3030-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 30mm
727-3032-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 32mm
727-3034-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 34mm
727-3036-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 36mm
727-2410-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 10mm
727-2412-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 12mm
727-2414-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 14mm
727-2416-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 16mm
727-2418-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 18mm
727-2420-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 20mm
727-2422-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 22mm
727-2424-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 24mm
727-2426-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 26mm
727-2428-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 28mm
727-2430-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 30mm
727-2432-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 32mm
727-2434-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 34mm
727-2436-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 36mm

727-2010-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 10mm
727-2012-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 12mm
727-2014-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 14mm
727-2016-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 16mm
727-2018-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 18mm
727-2020-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 20mm
727-2022-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 22mm
727-2024-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 24mm
727-2026-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 26mm
727-2028-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 28mm
727-2030-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 30mm
727-2032-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 32mm
727-2034-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 34mm
727-2036-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 36mm
727-4030-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 30mm
727-4032-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 32mm
727-4034-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 34mm
727-4036-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 36mm
727-4038-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 38mm
727-4040-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 40mm
727-4042-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 42mm
727-4045-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 45mm
727-4048-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 48mm
727-4050-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 50mm
727-4055-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 55mm
727-4060-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 60mm
727-4065-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 65mm
727-4070-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 70mm
727-4030-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 30mm
727-4032-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 32mm
727-4034-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 34mm
727-4036-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 36mm
727-4038-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 38mm
727-4040-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 40mm
727-4045-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 45mm
727-4050-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 50mm
727-4055-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 55mm
727-4060-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 60mm
727-4065-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 65mm
727-4070-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 70mm
773-105075-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 75 mm
773-11080-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 80 mm
773-11085-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 85 mm
773-11090-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 90 mm
773-11095-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 95 mm
773-11100-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 100 mm

773-11105-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 105 mm
773-11110-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 110 mm
773-11115-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 115 mm
728-3146-P-T TORNILLO POLAR ACETABULAR TI. 11 x 4mm
728-3146-P-T1 TORNILLO POLAR ACETABULAR TI. 8 x 4mm
682-2005-4010 TORNILLO P/CUÑA RODILLA TITANIO Ø4,0 x 10mm
682-2005-4004 TORNILLO P/CUÑA RODILLA TITANIO Ø4,0 x 4mm
682-2005-4006 TORNILLO P/CUÑA RODILLA TITANIO Ø4,0 x 6mm
727-045010-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 10mm
727-045015-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 15mm
727-045020-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 20mm
727-045025-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 25mm
727-045030-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 30mm
727-045035-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 35mm
727-045040-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 40mm
727-045045-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 45mm
727-045050-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 50mm
727-045055-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 55mm
727-045060-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 60mm
727-045065-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 65mm
727-045070-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 70mm
727-045075-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 75mm
727-045080-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 80mm
727-045085-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 85mm
727-045090-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 90mm
727-045095-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 95mm
727-045100-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 100mm
727-045105-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 105mm
727-045110-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 110mm
727-045115-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 115mm
727-045120-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 120mm
1311-1525-T TAPON P/CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø1.5 - Ø2.5 TIT.
1311-3040-T TAPON P/CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø3.0 - Ø4.0 TIT.
729-25012-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 12mm
729-25014-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 x 14mm
729-25016-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 16mm
729-25018-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 18mm
729-25020-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 20mm
729-25022-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 22mm
729-25024-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 24mm
729-25026-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 26mm
729-25028-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 28mm
72P-2012-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 12mm
72P-2014-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 14mm
72P-2016-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 16mm
72P-2018-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 18mm

72P-2020-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 20mm
72P-2022-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 22mm
72P-2024-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 24mm
72P-2026-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 26mm
72P-2028-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 28mm
729-40012-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 12mm
729-40014-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 14mm
729-45014-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,5 x 14mm
729-45016-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,5 x 16mm
729-40016-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 16mm
721-122276-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 70 mm TITANIO
721-122277-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 75 mm TITANIO
721-122278-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 80 mm TITANIO
721-122279-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 85 mm TITANIO
721-122280-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 25 mm TITANIO
721-122281-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 30 mm TITANIO
721-122282-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 35 mm TITANIO
721-122283-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 40 mm TITANIO
721-122284-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 45 mm TITANIO
721-122285-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 50 mm TITANIO
721-122286-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 55 mm TITANIO
721-122287-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 60 mm TITANIO
721-122288-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 65 mm TITANIO
721-122289-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 90 mm TITANIO
729-40018-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 18mm
729-40020-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 20mm
729-40022-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 22mm
729-45018-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,5 x 18mm
729-45020-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,5 x 20mm
725-12-2912-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 12mm
725-12-2914-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 14mm
725-12-2916-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 16mm
725-12-2918-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 18mm
725-12-2920-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 20mm
725-12-2922-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 22mm
725-12-2924-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 24mm
725-12-2926-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 26mm
725-12-2928-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 28mm
725-12-2930-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 30mm
725-12-2932-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 32mm
725-12-2934-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 34mm
725-12-2936-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 36mm
725-12-2938-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 38mm
725-12-2940-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 40mm
725-12-2942-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 42mm
725-12-2944-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 44mm

725-12-2946-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 46mm
725-12-2948-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 48mm
725-12-2950-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 50mm
725-12-2952-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 52mm
725-12-2954-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 54mm
725-12-2956-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 56mm
725-12-2958-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 58mm
725-12-2960-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 60mm
217-7112-4009-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 8 mm TITANIO
217-7112-4010-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 10 mm TITANIO
217-7112-4011-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 12 mm TITANIO
217-7112-4012-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 14 mm TITANIO
217-7112-4013-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 16 mm TITANIO
217-7112-4014-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 18 mm TITANIO
217-7114-9414-T 2,7mm x 14mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9416-T 2,7mm x 16mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9418-T 2,7mm x 18mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9420-T 2,7mm x 20mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9422-T 2,7mm x 22mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9424-T 2,7mm x 24mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9426-T 2,7mm x 26mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9428-T 2,7mm x 28mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9430-T 2,7mm x 30mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9432-T 2,7mm x 32mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9434-T 2,7mm x 34mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
722-05030-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 30mm
722-05035-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 35mm
722-05040-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 40mm
722-05045-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 45mm
722-05050-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 50mm
722-05055-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 55mm
722-05060-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 60mm
722-05065-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 65mm
722-05070-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 70mm
722-05075-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 75mm
722-05080-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 80mm
722-05085-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 85mm
722-05090-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 90mm
722-05095-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 95mm
722-05100-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 100mm
722-05025-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 25mm
725-03418-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 18 mm
725-03420-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 20 mm
725-03422-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 22 mm
725-03424-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 24 mm
725-03426-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 26 mm

725-03428-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 28 mm
725-03430-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 30 mm
725-03435-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 35 mm
725-03440-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 40 mm
725-03445-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 45 mm
725-03450-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 50 mm
728-3146-60-20-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 20mm
728-3146-60-26-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 26mm
728-3146-60-30-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 30mm
728-3146-60-36-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 36mm
728-3146-60-40-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 40mm
728-3146-60-46-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 46mm
729-35012-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5 x 12mm
729-35014-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5 x 14mm
729-35016-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5 x 16mm
729-35018-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5 x 18mm
729-30012-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0 x 12mm
729-30014-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0 x 14mm
729-30016-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0 x 16mm
729-30018-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0 x 18mm
727-000266 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 30mm
727-000267 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 32mm
727-000268 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 34mm
727-000269 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 36mm
727-000270 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 38mm
727-000271 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 40mm
727-000366 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 45mm
727-000367 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 50mm
727-000368 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 55mm
727-000369 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 60mm
727-000370 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 65mm
727-000371 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 70mm
727-000394 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 70mm
727-000393 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 65mm
727-000392 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 60mm
727-000391 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 55mm
727-000390 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 50mm
727-000389 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 45mm
727-000306 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 40mm
727-000305 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 38mm
727-000304 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 36mm
727-000303 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 34mm
727-000302 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 32mm
727-000301 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 30mm
131-13-T TAPON FINAL FEMORAL TITANIO 13mm
131-15-T TAPON FINAL FEMORAL TITANIO 15mm

332-T TAPON FINAL TIBIAL TITANIO
235-00-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 0 mm
235-05-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 5 mm
235-10-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 10 mm
235-15-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 15 mm
133F-T TAPON FINAL TROCANTERICO TIPO G3 TITANIO
332-00-T/E TAPON FINAL TIBIAL 0mm TITANIO MULTIAXIAL
332-05-T/E TAPON FINAL TIBIAL 5mm TITANIO MULTIAXIAL
332-10-T/E TAPON FINAL TIBIAL 10mm TITANIO MULTIAXIAL
133F-TE TAPON FINAL TROCANTERICO TIPO G3 TITANIO EXT.
123-T TAPON DE BLOQUEO TROCANT. TIPO G3 TITANIO

INSTRUMENTAL ASOCIADO

CDH-I-7101 ATORNILLADOR EN T CALCÁNEO STOP
CDH-I-7102 MECHA CALCÁNEO STOP Ø4mm 58
CDH-I-7006 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PL. VOLAR/PL. BLOQ. 3,5
COCS-4 CONJ. CAJA MOD. 4 C/ 1 BAND. CALC. STOP IMPL.+ INST.
CDH-I-2006 ALAMBRE GUIA CON OJAL 2,5 X 300mm
CDH-I-2007 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,5 x 300mm
CDH-I-2008 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,0 x 360mm
CDH-I-2009 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,5 x 400mm
CDH-I-16164 BATERIA P/SIERRA/TALADRO MOTOR CH (BJ14001)
CDH-I-16165 BATERIA P/SIERRA OSCILANTE MOTOR AL (BJ1001)
CDH-I-16166 BATERIA P/TALADRO MOTOR AL (BJ4001)
CDH-I-16162 HOJA DE SIERRA OSCILANTE LONG. 90mm (BJ90221.0A)
CDH-I-16163 HOJA DE SIERRA OSCILANTE LONG. 115mm (BJ115221.0A)
CDH-I-16160 SIERRA OSCILANTE MCH (BJ1401)
CDH-I-16161 SIERRA OSCILANTE MAL (BJ1101)
CDH-I-16158 TALADRO CANULADO MCH (BJ1403B)
CDH-I-19159 TALADRO CANULADO MAL (BJ4103B)
CDH-I-1001 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO DIAM. 8 x 175mm
CDH-I-1002 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO DIAM. 9 x 175mm
CDH-I-1003 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO DIAM. 10 x 175mm
CDH-I-1004 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO DIAM. 11 x 175mm
CDH-I-1005 ATORNILLADOR HEXAGONAL CANULADO LC TIT.
CDH-I-1005/S ATORNILLADOR HEXAGONAL CANULADO LC TIT. SILICONA
CDH-I-1006 GUIA DE LIGAMENTO CRUZADO
CDH-I-1007 MEDIDOR DE INJERTOS
CDH-I-1008 GUIA DE MECHA DIAM. 8,0mm
CDH-I-1009 GUIA DE MECHA DIAM. 9,0mm
CDH-I-1010 GUIA DE MECHA DIAM. 10,0mm
CDH-I-1011 GUIA DE MECHA DIAM. 11,0mm
CDH-I-1012 MECHA DIAM. 2 x 150mm
CDH-I-1015 MECHA AGUJA PASA TENDON/CLC DE DIAM. 2,5mm
CDH-I-1016 TENÓTOMO ABIERTO Ø7mm
CDH-I-1020/S ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO LC PEEK SILICONA

CDH-I-11INTA2/S INICIADOR TORNILLOS PEEK 7mm SILICONA
CDH-I-11INTA3/S INICIADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 9mm SILICONA
CDH-I-INTO001/S ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO OSTEOTWIN SILICONA
CDH-I-INTA1/S INICIADOR TORNILLOS OSTEOTWIN 7mm SILICONA
CDH-I-08INCO1 DILATADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 07/08 mm
CDH-I-08INCO2 DILATADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 09/10 mm
CDH-I-2010 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO DIAM 5 X 230
COLC/INST-4 CONJ. CAJA MOD. 4 C/ 2 BAND. TOR. LIG. CRUZ. INST.
CDH-I-1681.20150 MECHA DIAM. 2 x 150mm TIT (C)
CDH-I-0001 ALAMBRE DE KIRSCHNER ROSCADO 59
CDH-I-0002 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD TORN. CANULADOS
CDH-I-0003 CAMISA GUIA DE MECHA 4 P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0004 GUIA DE MECHA P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0005 LLAVE ALLEN P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0006 MECHA CANULADA DE DIAM. 3.0mm CON TOPE
CDH-I-0007 MACHO CANULADO 4,0mm P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0008 AVELLANADOR CANULADO P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0011 ATORNILLADOR HEXAGONAL 2,5 P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0012 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS P/ TORN. CAN.
CDH-I-0013 ATORNILLADOR CANULADO P/TORN. CANULADOS
CDH-I-0014 EMPUJADOR ALAMBRE / EXTRACTOR PIN
COTC-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/1 BAND. TORN. CANULADOS IMPL. + INST.
COTH-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. TORN. HERBERT IMPL. + INST.
COREAC CONJ. CAJA REV/ACON.
CDH-I-11870021 TENOTOMO ABIERTO Ø7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870022 TENOTOMO CERRADO Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870023 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD LCA-LCP (C)
CDH-I-11870024 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 30° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870025 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 45° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870026 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 90° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870027 PALPADOR ANGULADO LCA-LCP (C)
CDH-I-11870028 GUIA DE MECHA Ø7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870029 GUIA DE MECHA Ø5mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870030 ATORN. HEX. CANUL. P/TORN. INTERF. TIT. LCA-LCP (C)
CDH-I-11870031 RASPA CURVA LCA-LCP (C)
CDH-I-11870032 RASPA RECTA LCA-LCP (C)
CDH-I-11870033 ELEVADOR LCA-LCP (C)
CDH-I-11870034 MEDIDOR DE INJERTOS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870035 PLANTILLA DE MEDICION ORIF. Ø8mm - Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870036 PLANTILLA DE MEDICION ORIF. Ø7mm - Ø8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870037 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870038 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870039 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870040 MECHA CANULADA REGLADA Ø4,5mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870041 MECHA CANULADA REGLADA Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870042 MECHA CANULADA REGLADA Ø7mm LCA-LCP (C)

CDH-I-11870043 MECHA CANULADA REGLADA Ø8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870044 MECHA CANULADA REGLADA Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870045 MECHA CANULADA REGLADA Ø10mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870046 MECHA CANULADA REGLADA Ø11mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870047 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870048 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870049 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870050 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø10mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870051 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø11mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870052 MECHA AC INOX. Ø2,5 x 230mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870053 MECHA AC INOX. Ø2,4 LCA-LCP (C)
CDH-I-11870054 MANGO ACOPLER RAPIDO EN T LCA-LCP (C)
CDH-I-11870055 IMPACTOR DE GRAPAS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870056 MESA PREPARACION DE INJERTOS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870057 GUIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS LCA-LCP (C)
CDH-I-2010 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø5 x 230mm
CDH-I-2006 ALAMBRE GUIA CON OJAL Ø2,5 x 300mm
CDH-I-2007 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,5 x 300mm
CDH-I-2008 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,0 x 360mm
CDH-I-2009 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,5 x 400mm
CDH-I-2050/10-N ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø1.0 x 300mm (Nitinol)
CDH-I-1020/S ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO LC PEEK SILICONA
CDH-I-11INTA2/S INICIADOR TORNILLOS PEEK 7mm SILICONA
CDH-I-11INTA3/S INICIADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 9mm SILICONA
CDH-I-8INTO001/S ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO OSTEOTWIN SILICONA
CDH-I-11INTA1/S INICIADOR TORNILLOS OSTEOTWIN 7mm SILICONA
CDH-I-08INCO1 DILATADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 07/08 mm
CDH-I-08INCO2 DILATADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 09/10 mm
CDH-I-1681.12090 HAND DRILL EN L (C)
COLCA-LCP/INST-4 CONJ. CAJA M4 C/3B LCA-LCP - INST.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Tratamientos de fracturas óseas en pacientes adultos o pediátricos.

Período de vida útil: 5 (cinco) años.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NC

Forma de presentación: Implante estéril: envase con una (1) unidad.

Implante limpio no estéril: envase con una (1) unidad; envase con cinco (5) unidades.

Método de esterilización: Radiación Gamma; Óxido de Etileno.

Nombre del fabricante:

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

Lugar de elaboración:
JUAN CANALS 2235, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA.

Expediente N° 1-0047-3110-002708-22-8

N° Identificadorio Trámite: 38839

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta Maria
Date: 2024.01.09 17:29:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.01.09 17:30:00 -03:00

ANEXO III. B
PROYECTO DE ROTULO


REGISTRO:

SISTEMA DE TORNILLOS OSEOS DE TITANIO

EJEMPLO: PRODUCTO LIMPIO – NO ESTERIL

 CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. JUAN CANALS 2235 CP 2000-ROSARIO Antes de su utilización leer las instrucciones en el interior del envase.	SISTEMA DE TORNILLOS OSEOS DE TITANIO		INDUSTRIA ARGENTINA
	Modelo: XXX		
REF XXX-XXXXX  XXX-XXXXX	 2027-08	PRODUCTO LIMPIO NO ESTERIL	
LOT 250815/2711  250815/2711	 Unico uso	DIRECTOR TECNICO Farm. NORA OLEAGA Mat. Pcial. Nº1750	
	Método recomendado de Esterilización: Autoclave		
	USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS		
	ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, OSCURO Y LIBRE DE POLVO		
	AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 1006-17		

EJEMPLO: PRODUCTO ESTERIL – RADIACIÓN GAMMA

 **SISTEMA DE TORNILLOS OSEOS DE TITANIO**


Modelo: XXX

Medida: XXX


CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L
JUAN CANALS 2235 CP 2000-ROSARIO


Antes de su utilización leer las instrucciones en el interior del envase.

REF XXX-XXXXX


XXX-XXXXX


LOT 250815/2711



 **ESTERIL R**


2027-08

DIRECTOR TECNICO
Farm. NORA OLEAGA
Mat. Pcial. Nº 1750

 **2022-08**

INDUSTRIA ARGENTINA

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS


 **Unico uso**

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, OSCURO Y LIBRE DE POLVO

NO USAR SI EL CIERRE ESTA DAÑADO

AUTORIZADO POR LA AN.MAT. PM 1006-17

EJEMPLO: PRODUCTO ESTERIL – OXIDO DE ETILENO

 **SISTEMA DE TORNILLOS OSEOS DE TITANIO**


Modelo: XXX

Medida: XXX


CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
JUAN CANALS 2235 CP 2000-ROSARIO

Antes de su utilización leer las instrucciones en el interior del envase.

REF XXX-XXXXX


XXX-XXXXX

LOT 250815/2711




 **ESTERIL ETO**

DIRECTOR TECNICO
Farm. NORA OLEAGA
Mat. Pcial. Nº 1750

2027-08

 2022-08

 **USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**

Unico uso

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO, OSCURO Y LIBRE DE POLVO

INDUSTRIA ARGENTINA

NO USAR SI EL CIERRE ESTA DAÑADO

AUTORIZADO POR LA AN.M.A.T. PM 1006-17

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
HORACIO DOMINGUEZ
SOCIO GERENTE

Dr. HORACIO DOMÍNGUEZ
SOCIO GERENTE

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
NORA OLEAGA
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA

Farmacéutica NORA OLEAGA
Mat. Pcial. 1750
DIRECTORA TECNICA



Fabricado por
CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
Juan Canals 2225 – S2004BYA – Rosario – República Argentina
Telefax 54-341- 5684513 – 5682038 - 5682039
www.cdh-protesis.com.ar – info@cdh-protesis.com.ar

**“USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS”
INFORMACION MÉDICA IMPORTANTE - DIRIGIDA A LOS CIRUJANOS Y
PERSONAL AUTORIZADO.**

SISTEMA DE TORNILLOS OSEOS DE TITANIO

PM 1006-17

SISTEMA DE TORNILLOS OSEOS CDH BONE SCREW SYSTEM

Contenido del sistema:

- Implantes óseos, estériles y no estériles – De un solo uso
- Ante de utilizar el dispositivo, lea detenidamente todas las instrucciones y familiarícese con las técnicas quirúrgicas.

Tornillos Canulados
Tornillos Bloqueados
Tornillos Calcáneo Stop
Tornillos Cefálicos
Tornillos Corticales
Tornillos de Interferencia
Tornillo p/ Tenodesis
Tornillos Esponjosos
Tornillos Maleolares
Tornillos Rosca Simples
Tornillos Vástago Titano Expansivos
Instrumental Asociado

INFORMACIÓN MÉDICA IMPORTANTE

Nota Especial

Los dispositivos de fijación de fractura se usan solamente como ayuda en el proceso de curación; no son sustituto de hueso o tejido intacto normal. La anatomía de los huesos humanos presenta limitaciones con respecto al tamaño o espesor de los tornillos para hueso o placas de osteosíntesis y por lo tanto la resistencia de los implantes es limitada. Está contraindicado apoyar todo el peso antes de que el hueso sane totalmente. Con el esfuerzo repetido de los pacientes sin unión o cura retardada, el producto inevitablemente se doblará, romperá o se saldrá del hueso.

Los dispositivos de fijación de fractura están disponibles en muchos estilos y tamaños y están fabricados en titanio bajo norma ASTM F67 o ASTM F136. El material componente se indica en el ROTULO (etiqueta exterior de la caja de cartón). Usar solamente los componentes fabricados del mismo material. Nunca mezclar metales diferentes. Los componentes de diferentes fabricantes no deberían ser mezclados, excepto cuando lo indique el fabricante. Todos los componentes implantables son para un solo uso. Algunos instrumentos también están diseñados para un solo uso, tal como lo indica la etiqueta del envase.

INDICACIONES

Tornillos para Huesos

Los tornillos para hueso del SISTEMA DE TORNILLOS OSEOS DE TITANIO, solos o en combinación con las placas de osteosíntesis del sistema CDH DINAMIC PLATE SYSTEM se utilizan en pacientes adultos y pediátricos, y están indicados para la fijación de fracturas de huesos pélvicos y fracturas de huesos pequeños y grandes. Las indicaciones de uso incluyen fracturas de la tibia, peroné, cóndilo femoral, pelvis, acetábulo, metacarpianos, metatarsianos, húmero, cubito, radio, calcáneo y clavícula, fracturas de los huesos de la sección intermedia de la mano y de los pies y artrodesis de la cadera. Solos o combinados con placas de osteosíntesis de acuerdo con el criterio médico del cirujano tratante.

Se puede usar también en pacientes con hueso osteopéxico según la clasificación de fracturas de la AO(OTA) de la tibia distal y proximal, así como para la fijación de fracturas del peroné. Con el uso de placas tubulares bloqueantes de un tercio, están indicadas para la fijación de fracturas, pseudoartrosis y osteotomías del maléolo medial, peroné, cubito distal, olécranon, calcáneo y metatarsianos.

Con el Sistema de placas bloqueadas periarticulares, y placas óseas para fémur proximal, los tornillos óseos y los accesorios pueden utilizarse tanto en pacientes adultos como en pacientes con osteoporosis. Con las placas óseas para fémur proximal, los tornillos óseos y accesorios se pueden tratar fracturas de la región trocantérea, incluidas la intertrocantérea simple, la trocantérea oblicua inversa, la trocantérea transversal, la cominuta compleja y las fracturas con inestabilidad del córtex medio; las fracturas del fémur proximal combinadas con fracturas del eje ipsilateral; fracturas patológicas del fémur proximal incluidas las fracturas metastásicas; osteotomías del fémur proximal; fijación de fracturas en hueso osteopéxico; fijación de pseudoartrosis y uniones defectuosas; fracturas de cuello de fémur basi/transcervicales; fracturas de cuello de fémur subcapitales y fracturas de fémur subtrocantéreas.

Tornillos Canulados

Dichos tornillos utilizados solos o en combinación con Placas de Osteosíntesis están indicados en:

1. Coxa vara congénita.
2. Luxación congénita de la cadera.
3. Subluxación o luxación incompleta hasta trastornos neurológicos tales como parálisis cerebral, mielomeningocele, poliomielitis, etc. Normalmente deformidades en valgus-anteversión de la cadera.
4. Coxa plana (enfermedad Legg-Calve-Perthes) para contención de la cabeza dentro del acetábulo.
5. Fracturas intracapsulares de fémur proximal (para ciertas fracturas intracapsulares altas puede ser más prudente elegir una prótesis en lugar de la fijación interna para reducir el riesgo de una pseudoartrosis o una necrosis avascular de la cabeza del fémur).
6. Fracturas intertrocantéreas.
7. Fracturas estables e inestables del fémur proximal en las que puede recuperarse la estabilidad del córtex medio.
8. Osteotomía de cadera.

Tornillos de Interferencia

Las indicaciones de los tornillos de interferencia son

- Reparación de lesiones del LCA
- Reparación de lesiones del LCP

Tornillos p/ Tenodesis

Las indicaciones de los tornillos p/ tenodesis son fijación del tendón en múltiples inserciones, como por ejemplo Biceps, Tríceps, Tendón de Aquiles, etc.

CONTRAINDICACIONES

1. Las condiciones físicas que excluirían el apoyo adecuado de implante o retardo de consolidación, tal como la necrosis del hueso, insuficiente calidad o cantidad ósea, infección previa, obesidad, deformación grave del fémur.
2. Las condiciones mentales que excluyen la cooperación con el régimen de rehabilitación.

Contraindicaciones Adicionales para Tornillos y Placas

Los tornillos y placas están contraindicados para las fracturas de tipo A y C (según la clasificación de fracturas de la AO) y fracturas con cominución metafisaria extrema o disociación del segmento articular del eje.

Contraindicaciones Adicionales para Tornillos Canulados para Cadera y Córdilos Femorales

1. Fractura del cuello del fémur. La epifisis capital femoral o epifisis troncantérea no deben ser perturbadas por el tornillo tirafondo en pacientes con cartilago de crecimiento abierto. Podría cesar el crecimiento.
2. Epifisis superior deslizada. El hueso en la zona troncantérea y en el centro del cuello femoral son tan densos y la zona objetivo en la cabeza del fémur es tan pequeña que se prefieren otras técnicas.

ADVERTENCIAS

1. Este dispositivo no es aprobado para fijación o sujeción a los elementos posteriores (pediculos) de la columna lumbar, torácica o cervical.
2. La selección correcta de los componentes del dispositivo es extremadamente importante. Debe seleccionarse el tipo y tamaño apropiados para el paciente, o usar los componentes más grandes posibles o el posicionamiento inapropiado podrían resultar en alojamiento, flexión, agrietamiento o fractura del dispositivo del hueso o ambos.
3. Debido a fuerzas musculares desequilibradas, las fracturas subtrocantéreas y osteotomías resultan en cargas extremadas en implantes, reduciendo sustancialmente la probabilidad de cura de fractura con flexión o ruptura de los componentes de implante. Deben observarse precauciones adicionales y apoyos internos o externos para ampliar la estabilidad de la fractura y minimizar la carga de tensión interna del implante y el hueso roto hasta que la unión sólida ósea sea evidente mediante radiografía. También pueden considerarse procedimientos complementarios tales como injerto óseo u osteotomía de desplazamiento medial.
4. Las fracturas subtrocantéreas y troncantéreas cominutas y osteotomías imponen tensiones adicionales en las placas óseas. La longitud de la placa debe aumentarse para proporcionar fijación máxima. Se recomienda usar la placa de ángulo más alto. La longitud de la placa debe permitir colocar el número máximo de tornillos corticales en el eje del fémur distal a la línea de fractura. La duración de tiempo para el soporte de peso limitado, o peso nulo, debe aumentar de manera correspondiente hasta que ocurra la unión sólida ósea.
5. Las rosas de un tornillo tirafondo implantado no debe engancharse en la línea de fractura. Las rosas del tornillo debe estar fijadas firmemente en el hueso y el tornillo debe ser suficientemente largo para permitir un deslizamiento telescópico en caso de resorción en la superficie de la fractura.
6. Usar sólo tornillos de Ti-6Al-4V (ASTM F-136) con dispositivos Ti-6Al-4V (ASTM F-136).

EFFECTOS ADVERSOS

1. Aflojamiento, flexión, agrietamiento o fractura de componentes de implante.
2. Puede ocurrir pérdida de posición anatómica con mala unión.
3. Se han reportado infecciones, tanto profundas como superficiales.
4. La cirugía y el uso concomitante de dispositivos de fijación interna podrían producir trastornos vasculares, incluyendo tromboflebitis, embolia pulmonar, hematomas de heridas y necrosis avasculares de la cabeza femoral.
5. Pueden ocurrir discrepancias de longitud entre las piernas y cojedo posterior del paciente.
6. Se han reportado cortes de tornillo a través de la cabeza femoral (normalmente asociado con hueso osteoporótico), penetración de la articulación por un tornillo tirafondo con o sin condrólisis y fracaso de un tornillo tirafondo para deslizarse en el cilindro, especialmente con placas de ángulo bajo y/o conjunto de placa de tornillo inapropiado.
7. Aunque raras, se han reportado reacciones de sensibilidad a metal y/o reacciones alérgicas a materiales extraños.
8. Puede ocurrir penetración de un tornillo/alambre guía dentro de la pelvis.
9. Pueden ocurrir reacciones de los tejidos que incluyen reacciones a cuerpos extraños y macrófagos adyacentes a implantes.
10. Daño a la epifisis capital femoral debido a trauma durante cirugía, posición inapropiada, o a la longitud de los tornillos de compresión y alambres guías.

ENVASE Y ROTULADO

Los componentes sólo deben ser aceptados si son recibidos por el hospital o el cirujano con el envase y el ROTULO de fábrica intactos.

ESTERILIZACIÓN

Algunos de los componentes son comercializados con el rótulo de ESTERIL. Estos productos se envasan ya sea en doble pouch o en pouch al vacío junto con doble blíster sellado con papel grado médico. Luego pueden ser sometidos a una dosis de 25 kGy de radiación Gamma o a una esterilización por Óxido de Etileno. Sólo utilice el implantes si el envase está intacto. Asegúrese que la manipulación y apertura del envase sea producido por personal de quirófano entrenado.

Otros implantes se suministran LIMPIO-NO ESTERIL con un empaquetado de protección. El método de esterilización está notado en la etiqueta del envase. Si la etiqueta no indica específicamente que los productos han sido esterilizados, los componentes y los instrumentos son suministrados en estado no estéril y deben ser esterilizados antes de su uso. Examinar los envases para detectar cualquier perforación u otro daño antes de la operación.

Los productos comercializados como LIMPIO-NO ESTERIL pueden ser esterilizados en autoclave a vapor a alta presión en una envoltura de protección apropiada, después de retirar todo el envase y etiquetado original. Proteger los envases, en particular las superficies de acoplamiento, contra el contacto con objetos metálicos u otros objetos duros que pueden dañar al producto. Se recomiendan los siguientes parámetros de proceso para estos dispositivos:

- Ciclo de vapor dinámico para eliminación de aire (Prevacío): 4 impulsos a 132 °C (270 °F) o 3 impulsos a 135 °C (275 °F) con un tiempo de exposición mínimo de 3 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos.
- Ciclo de vapor de la Organización Mundial de la Salud: 4 impulsos a 134 °C durante 18 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos.
- Ciclo de vapor con desplazamiento por gravedad (envueltos): de 132 °C a 135 °C (de 270 °F a 275 °F) con un tiempo mínimo de exposición de 15 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos.

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. NO recomienda el uso de ciclos de gravedad o esterilización instantánea, así como tampoco la reesterilización de los implantes.

INSTRUMENTAL

Los implantes son acompañados de cajas quirúrgicas con instrumental fabricado o provisto por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

El INSTRUMENTAL QUIRURGICO es REUTILIZABLE, por lo tanto, debe ser LAVADO, ENJUAGADO, SECADO y ESTERILIZADO por AUTOCLAVE A

VAPOR antes de cada uso, con las especificaciones recomendadas en este documento.

INDICACIONES

Los Instrumentos Quirúrgicos reutilizables traumatológicos CDH están diseñados para realizar una función específica como cortar, agarrar, pinzar, traer, separar, moldear, medir, guiar, atomillar, perforar, fresar, fijar, impactar, etc. Para ser utilizados por un cirujano o bajo su prescripción facultativa. LOS INSTRUMENTOS QUIRURGICOS SOLO DEBEN SER UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON EL PROPOSITO PARA EL CUAL FUERON DISEÑADOS. El Responsable de que se realice la técnica quirúrgica apropiada para la utilización de los instrumentos es el Cirujano.

CONTRAINDICACIONES

El producto está contraindicado para ser utilizado en pacientes con enfermedades agudas o crónicas sin tratamiento, con estado general comprometido, o si le ocasionara algún riesgo de vida al someterse a un procedimiento quirúrgico.

ADVERTENCIA

Es extremadamente importante que la manipulación del instrumental sea correcta, asegurando así óptimos resultados. Para ello se deben evitar golpes rayado y doblado.

PRECAUCIONES

- Los elementos quirúrgicos deben ser manipulados solamente por un PROFESIONAL MÉDICO TRAUMATÓLOGO y el EQUIPO DE AUXILIARES, DEBIDAMENTE ENTRENADO EN LA TÉCNICA QUIRÚRGICA, que le permita resolver la patología en forma rápida y efectiva.
- Para el uso de este tipo de INSTRUMENTAL QUIRURGICO REUTILIZABLE PARA TRAUMATOLOGIA se deben tomar medidas estrictas de asepsia y antisepsia.
- Todo INSTRUMENTAL QUIRURGICO REUTILIZABLE PARA TRAUMATOLOGIA fabricado por CDH PROTESIS E IMPLANTES se entrega LIMPIO pero NO ESTERILIZADO, debiendo esterilizarse antes de su uso, mediante el método indicado el rótulo y en este instructivo de uso.
- Realizar la limpieza del instrumental utilizado con guantes protectores, luego de cada uso utilizando detergentes trienzimáticos desinfectantes, los cuales eliminan impurezas a concentraciones adecuadas indicadas por el fabricante, asegurándose así un correcto enjuague de los mismos para eliminar excedentes del detergente y secar cuidadosamente el instrumental con materiales que no desprendan fibras.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

El uso inadecuado de los instrumentales quirúrgicos puede comprometer el resultado final, generando graves consecuencias para el paciente.

CONDICIONES DE LIMPIEZA

Prelimpieza: Eliminar los residuos visibles del instrumental quirúrgico con una gasa compresada y agua estéril como rutina durante la intervención para prevenir que la sangre y los líquidos corporales, etc, se sequen. La sangre así como los líquidos corporales y las soluciones salinas son altamente corrosivas. La Sangre además puede manchar el instrumental difícil de quitar.

Limpieza: Para prevenir la firme adhesión de bacterias y sustancias extracelulares a las superficies de los materiales se recomienda limpiar los Instrumentos tan pronto como sea posible después de la utilización del mismo. Si se produce la adhesión bacteriana la misma protege a los microorganismos de ser fácilmente eliminados mediante métodos habituales de limpieza/descontaminación usado en hospitales. La utilización de detergente con pH neutro es vital para el mantenimiento del instrumento quirúrgico. El contacto con soluciones ácidas o alcalinas eliminará la barrera protectora de óxido de cromo de los instrumentos, lo cual a menudo deriva en la corrosión, picaduras y roturas. Eliminar la suciedad de todas las superficies del instrumento con un cepillo de mano pequeño, manteniendo el instrumento sumergido en la solución. Al hacer limpieza manual, no utilizar nunca lana de

acero, cepillos de alambre, ni detergentes abrasivos. Utilizar un cepillo de cerdas suaves para limpiar los instrumentos con un canal accesible. Debe limpiarse minuciosamente la parte del mecanismo de bloqueo y articulado de un instrumento después de cada uso. Mediante la limpieza manual deben eliminarse todos los residuos visibles.

ENJUAGUE

Este procedimiento debe hacerse con agua ablandada o desionizada, a fin de eliminar mejor los detergentes. La desionización elimina sales y partículas ionizadas presentes en el agua. El agua excesivamente dura puede marcar o manchar los instrumentos así como el exceso de cloro puede producir picaduras en los mismos.

Se **RECOMIENDA** y **SUGIERE** el uso de **AGUA DESIONIZADA**, para el lavado y enjuague del instrumental.

SECADO

Antes de que los instrumentos sean envueltos para esterilización o almacenamiento, los mismos deben secarse minuciosamente. Si un hueco de instrumentos está mojado al envolverse para esterilización es probable que salgan mojado del esterilizador. Los paquetes húmedos no son adecuados para usarse después de la esterilización porque pueden contaminarse rápidamente al ser manipulados. Además, la humedad restante puede derivar en corrosión, particularmente en mecanismos de bloqueo y articulados, deteriorando el instrumento y produciendo la ruptura del mismo durante su uso.

ESTERILIZACIÓN

Si no están específicamente etiquetados como estériles, los instrumentos son suministrados sin esterilizar y deben ser esterilizados antes de su uso. Los componentes de metal deben ser esterilizados inicialmente, en el autoclave con vapor. Se recomiendan los siguientes parámetros de proceso de esterilización para estos instrumentos a pulsaciones:

- Ciclo de prevacío: 4 pulsaciones (Máximo= 26.0 psig (2.8 bares) y mínimo= 10.0 inHg (339milibares) con un tiempo mínimo de permanencia de 4 minutos a 132°C a 135°C, seguidos de 1 minuto de purga y por lo menos de 15 minutos de secamiento al vacío a 339 milibares, como mínimo.
- Ciclo de gravedad: 132° C a 135° C con un mínimo de tiempo de permanencia a la temperatura, de 15 minutos, seguidos por 1 minuto de purga y por lo menos 15 minutos de secado al vacío a 339 milibares como mínimo.

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. NO recomienda el uso de ciclos de gravedad a bajas temperaturas o esterilización rápida en sus productos.

INFORMACIÓN

Para obtener mayor información, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al teléfono 0341-568.2038/2039 desde Argentina o desde el exterior al #54-341-568.2038/2039

También puede solicitar información a través del correo electrónico info@cdh-protesis.com.ar

Farm. NORA OLEAGA – Mat. Pcial. 1750 – DIRECTOR TÉCNICO

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
HORACIO DOMINGUEZ
SOCIO GERENTE

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.
NORA OLEAGA
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rot, e, inst, de uso- CDH PROTESIS E IMPLANTES SRL.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.12.21 08:54:37 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.12.21 08:54:38 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-002708-22-8

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº 1-0047-3110-002708-22-8

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1006-17

Nombre descriptivo: SISTEMA DE TORNILLOS ÓSEOS DE TITANIO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-101 - tornillos, para huesos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CDH

Modelos:

720-04012-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 12mm

720-04014-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 14mm
720-04016-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 16mm
720-04018-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 18mm
720-04020-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 20mm
720-04022-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 22mm
720-04024-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 24mm
720-04026-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 26mm
720-04028-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 28mm
720-04030-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 30mm
720-04032-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 32mm
720-04034-KT TORNILLO BAROUK CAN. TITANIO Ø4 x 34mm
729-35012-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 12mm
729-35014-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 14mm
729-35016-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 16mm
729-35018-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 18mm
729-35020-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 20mm
729-35022-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø3,5 x 22mm
729-40014-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø4,0 x 14mm
729-40016-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø4,0 x 16mm
729-40018-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø4,0 x 18mm
729-40020-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø4,0 x 20mm
729-40022-LT/C TORNILLO BLOQ. TIT. PL. CERV. Ø4,0 x 22mm
729-25012-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 12 mm
729-25014-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 14 mm
729-25016-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 16 mm
729-25018-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 18 mm
729-25020-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 20 mm
729-25022-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 22 mm
729-25024-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 24 mm
729-25026-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 26 mm
729-25028-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 X 28 mm
72C-07520 TORNILLO CALCANEOS STOP TITANIO 20mm
72C-07525 TORNILLO CALCANEOS STOP TITANIO 25mm
72C-07530 TORNILLO CALCANEOS STOP TITANIO 30mm
72C-07535 TORNILLO CALCANEOS STOP TITANIO 35mm
727-35012- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 12mm
727-35014- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 14mm
727-35016- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 16mm
727-35018- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 18mm
727-35020- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 20mm
727-35022- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 22mm
727-35024- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 24mm
727-35026- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 26mm
727-35028- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 28mm
727-35030- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 30mm
727-35032- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 32mm

727-35034- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 34mm
727-35036- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 36mm
727-35038- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 38mm
727-35040- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 40mm
727-35042- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 42mm
727-35044- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 44mm
727-35046- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 46mm
727-35048- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 48mm
727-35050- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 50mm
727-35055- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 55mm
727-35060- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 60mm
727-35065- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 65mm
727-35070- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 70mm
727-35075- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 75mm
727-35080- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 80mm
727-35085- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 85mm
727-35090- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 90mm
727-35095- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 95mm
727-350100- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 100mm
727-350105- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 105mm
727-350110- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 110mm
727-350115- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 115mm
727-350120- LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø3,5 x 120mm
727-45025-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 25mm
727-45030-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 30mm
727-45035-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 35mm
727-45040-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 40mm
727-45045-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 45mm
727-45050-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 50mm
727-45055-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 55mm
727-45060-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 60mm
727-45065-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 65mm
727-45070-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 70mm
727-35010-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 10mm
727-35012-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 12mm
727-35014-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 14mm
727-35016-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 16mm
727-35018-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 18mm
727-35020-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 20mm
727-35022-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 22mm
727-35024-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 24mm
727-35026-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 26mm
727-35028-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 28mm
727-35030-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 30mm
727-35032-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 32mm
727-35034-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 34mm

727-35036-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 36mm
727-35038-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 38mm
727-35040-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 40mm
727-35042-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 42mm
727-35044-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 44mm
727-35046-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 46mm
727-35048-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 48mm
727-35050-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 50mm
727-35055-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 55mm
727-35060-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 60mm
727-35065-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 65mm
727-35070-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 70mm
727-35075-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 75mm
727-35080-T TORNILLO CORTICAL TIPO AO A-R TITANIO Ø3.5 x 80mm
72K-07020-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 20mm
72K-07025-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 25mm
72K-07030-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 30mm
72K-07035-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 35mm
72K-07040-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 40mm
72K-07045-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 45mm
72K-07050-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø7 x 50mm
72K-08020-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 20mm
72K-08025-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 25mm
72K-08030-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 30mm
72K-08035-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 35mm
72K-08040-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 40mm
72K-08045-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 45mm
72K-08050-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø8 x 50mm
72K-09020-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 20mm
72K-09025-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 25mm
72K-09030-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 30mm
72K-09035-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 35mm
72K-09040-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 40mm
72K-09045-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 45mm
72K-09050-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø9 x 50mm
72K-10020-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø10 x 20mm
72K-10025-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø10 x 25mm
72K-10030-E TORNILLO DE INTERFER. TITANIO CON FILO Ø10 x 30mm
72K-07020-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 20mm
72K-07025-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 25mm
72K-07030-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 30mm
72K-07035-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 35mm
72K-07040-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 40mm
72K-07045-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 45mm
72K-07050-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø7 x 50mm
72K-08020-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 20mm

72K-08025-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 25mm
72K-08030-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 30mm
72K-08035-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 35mm
72K-08040-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 40mm
72K-08045-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 45mm
72K-08050-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø8 x 50mm
72K-09020-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 20mm
72K-09025-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 25mm
72K-09030-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 30mm
72K-09035-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 35mm
72K-09040-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 40mm
72K-09045-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 45mm
72K-09050-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø9 x 50mm
72K-10020-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø10 x 20mm
72K-10025-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø10 x 25mm
72K-10030-NE TORNILLO DE INTERFER. TITANIO SIN FILO Ø10 x 30mm
728-065030/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 30mm
728-065035/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 35mm
728-065040/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 40mm
728-065045/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 45mm
728-065050/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 50mm
728-065055/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 55mm
728-065060/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 60mm
728-065065/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 65mm
728-065070/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 70mm
728-065075/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 75mm
728-065080/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 80mm
728-065085/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 85mm
728-065090/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 90mm
728-065095/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 95mm
728-065100/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 100mm
728-065105/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 105mm
728-065110/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 110mm
728-065115/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 115mm
728-065120/T TORNILLO ESPONJOSO TITANIO TODO ROSCA Ø6,5 x 120mm
728-065030-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 30mm
728-065035-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 35mm
728-065040-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 40mm
728-065045-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 45mm
728-065050-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 50mm
728-065055-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 55mm
728-065060-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 60mm
728-065065-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 65mm
728-065070-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 70mm
728-065075-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 75mm
728-065080-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 80mm

728-065085-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 85mm
728-065090-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 90mm
728-065095-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 95mm
728-0650100-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 100mm
728-0650105-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 105mm
728-0650110-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 110mm
728-0650115-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 115mm
728-0650120-RPT TORNILLO ESPONJOSO TITANIO ROSCA PARCIAL Ø6,5 x 120mm
729-25012-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 12mm
729-25014-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 14mm
729-25016-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 16mm
729-25018-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 18mm
729-25020-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 20mm
729-25022-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 22mm
729-25024-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 24mm
729-25026-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 26mm
729-25028-T TORNILLO ROSCA SIMPLE TITANIO Ø2,5 x 28mm
72P-2012-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.12mm
72P-2014-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.14mm
72P-2016-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.16mm
72P-2018-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.18mm
72P-2020-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.20mm
72P-2022-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.22mm
72P-2024-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.24mm
72P-2026-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.26mm
72P-2028-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS.28mm
727-000001 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 12mm
727-000002 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 14mm
727-000003 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 16mm
727-000004 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 18mm
727-000005 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 20mm
727-000006 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 22mm
727-000007 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 24mm
727-000008 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 26mm
727-000009 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 28mm
727-000010 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 30mm
727-000011 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 32mm
727-000012 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 34mm
727-000013 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 38mm
727-000014 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 40mm
727-000015 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 42mm
727-000016 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 44mm
727-000017 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 46mm
727-000018 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 48mm
727-000019 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,0 x 50mm
727-000020 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 12mm

727-000021 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 14mm
727-000022 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 16mm
727-000023 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 18mm
727-000024 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 20mm
727-000025 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 22mm
727-000026 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 24mm
727-000027 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 26mm
727-000028 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 28mm
727-000029 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 30mm
727-000030 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 32mm
727-000031 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 34mm
727-000032 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 36mm
727-000033 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 38mm
727-000034 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 40mm
727-000035 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 42mm
727-000036 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 44mm
727-000037 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 46mm
727-000038 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 48mm
727-000039 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø3,5 x 50mm
727-000040 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 12mm
727-000041 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 14mm
727-000042 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 16mm
727-000043 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 18mm
727-000044 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 20mm
727-000045 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 22mm
727-000046 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 24mm
727-000047 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 26mm
727-000048 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 28mm
727-000049 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 30mm
727-000050 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 32mm
727-000051 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 34mm
727-000052 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 36mm
727-000053 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 38mm
727-000054 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 40mm
727-000055 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 42mm
727-000056 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 44mm
727-000057 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 46mm
727-000058 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 48mm
727-000059 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø4,0 x 50mm
727-000060 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 12mm
727-000061 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 14mm
727-000062 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 16mm
727-000063 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 18mm
727-000064 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 20mm
727-000065 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 22mm
727-000066 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 24mm

727-000067 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 26mm
727-000068 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 28mm
727-000069 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 30mm
727-000070 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 32mm
727-000071 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 34mm
727-000072 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 36mm
727-000073 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 38mm
727-000074 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 40mm
727-000075 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 42mm
727-000076 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 44mm
727-000077 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 46mm
727-000078 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 48mm
727-000079 TORNILLO CANULADO SIN CABEZA TIT. Ø5,0 x 50mm
727-000080 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 12mm
727-000081 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 14mm
727-000082 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 16mm
727-000083 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 18mm
727-000084 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 20mm
727-000085 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 22mm
727-000086 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 24mm
727-000087 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 26mm
727-000088 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 28mm
727-000089 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 30mm
727-000090 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 32mm
727-000091 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 34mm
727-000092 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 36mm
727-000093 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 38mm
727-000094 TORNILLO CANULADO DOBLE ESPIRA TIT. Ø2,7 x 40mm
727-000095 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 26mm
727-000096 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 28mm
727-000097 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 30mm
727-000098 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 32mm
727-000099 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 34mm
727-000100 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 36mm
727-000101 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 38mm
727-000102 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 40mm
727-000103 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 42mm
727-000104 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 44mm
727-000105 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 46mm
727-000106 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 48mm
727-000107 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 50mm
727-000108 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 52mm
727-000109 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 54mm
727-000110 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 56mm
727-000111 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 58mm
727-000112 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 3,5 x 60mm

727-000113 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 30mm
727-000114 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 32mm
727-000115 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 34mm
727-000116 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 36mm
727-000117 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 38mm
727-000118 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 40mm
727-000119 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 42mm
727-000120 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 44mm
727-000121 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 46mm
727-000122 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 48mm
727-000123 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 50mm
727-000124 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 52mm
727-000125 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 54mm
727-000126 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 56mm
727-000127 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 58mm
727-000128 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4 x 60mm
727-000129 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 30mm
727-000130 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 32mm
727-000131 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 34mm
727-000132 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 36mm
727-000133 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 38mm
727-000134 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 40mm
727-000135 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 42mm
727-000136 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 44mm
727-000137 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 46mm
727-000138 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 48mm
727-000139 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 50mm
727-000140 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 52mm
727-000141 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 54mm
727-000142 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 56mm
727-000143 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 58mm
727-000144 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 4,5 x 60mm
727-000145 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 60mm
727-000146 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 65mm
727-000147 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 70mm
727-000148 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 75mm
727-000149 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 80mm
727-000150 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 85mm
727-000151 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 90mm
727-000152 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 95mm
727-000153 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 100mm
727-000154 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 105mm
727-000155 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 110mm
727-000156 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 115mm
727-000157 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 6,5 x 120mm
727-000158 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 60mm

727-000159 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 65mm
727-000160 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 70mm
727-000161 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 75mm
727-000162 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 80mm
727-000163 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 85mm
727-000164 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 90mm
727-000165 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 95mm
727-000166 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 100mm
727-000167 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 105mm
727-000168 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 110mm
727-000169 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 115mm
727-000170 TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL TIT. 7,3 x 120mm
727-000171 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 26mm
727-000172 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 28mm
727-000173 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 30mm
727-000174 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 32mm
727-000175 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 34mm
727-000176 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 36mm
727-000177 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 38mm
727-000178 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 40mm
727-000179 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 42mm
727-000180 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 44mm
727-000181 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 46mm
727-000182 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 48mm
727-000183 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 50mm
727-000184 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 52mm
727-000185 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 54mm
727-000186 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 56mm
727-000187 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 58mm
727-000188 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 3,5 x 60mm
727-000189 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 30mm
727-000190 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 32mm
727-000191 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 34mm
727-000192 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 36mm
727-000193 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 38mm
727-000194 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 40mm
727-000195 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 42mm
727-000196 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 44mm
727-000197 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 46mm
727-000198 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 48mm
727-000199 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 50mm
727-000200 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 54mm
727-000201 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 56mm
727-000202 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 58mm
727-000203 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4 x 60mm
727-000204 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 30mm

727-000205 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 32mm
727-000206 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 34mm
727-000207 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 36mm
727-000208 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 38mm
727-000209 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 40mm
727-000210 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 42mm
727-000211 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 44mm
727-000212 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 46mm
727-000213 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 48mm
727-000214 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 50mm
727-000215 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 52mm
727-000216 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 54mm
727-000217 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 56mm
727-000218 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 58mm
727-000219 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 4,5 x 60mm
727-000220 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 60mm
727-000221 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 65mm
727-000222 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 70mm
727-000223 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 75mm
727-000224 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 80mm
727-000225 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 85mm
727-000226 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 90mm
727-000227 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 95mm
727-000228 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 100mm
727-000229 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 105mm
727-000230 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 110mm
727-000231 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 115mm
727-000232 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 6,5 x 120mm
727-000233 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 60mm
727-000234 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 65mm
727-000235 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 70mm
727-000236 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 75mm
727-000237 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 80mm
727-000238 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 85mm
727-000239 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 90mm
727-000240 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 95mm
727-000241 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 100mm
727-000242 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 105mm
727-000243 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 110mm
727-000244 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 115mm
727-000245 TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL TIT. 7,3 x 120mm
727-000246 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 70mm
727-000247 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 75mm
727-000248 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 80mm
727-000249 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 85mm
727-000250 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 90mm

727-000251 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 95mm
727-000252 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 100mm
727-000253 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 105mm
727-000254 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 110mm
727-000255 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 115mm
727-000256 TORNILLO ESPIRA HELICOIDAL TIT. X 120mm
727-000291 ARANDELA TIT. Ø9,5mm P/ TORN. ESPONJ. CANUL. TIT. Ø4,0mm
727-000292 ARANDELA TIT. Ø12mm P/TORN. ESPONJ. CANUL. TIT. R16 / R32
727-000307 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 45mm
727-000308 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 50mm
727-000309 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 55mm
727-000310 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 60mm
727-000311 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 65mm
727-000312 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 70mm
727-000313 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 75mm
727-000314 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 80mm
727-000315 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 85mm
727-000316 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 90mm
727-000317 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 95mm
727-000318 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 100mm
727-000319 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 105mm
727-000320 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 110mm
727-000321 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 115mm
727-000322 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 120mm
727-000323 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R32 Ø7,0 x 40mm
727-000329 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 40mm
727-000330 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 45mm
727-000331 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 50mm
727-000332 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 55mm
727-000333 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 60mm
727-000334 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 65mm
727-000335 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 70mm
727-000336 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 75mm
727-000337 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 80mm
727-000338 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 85mm
727-000339 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 90mm
727-000340 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 95mm
727-000341 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 100mm
727-000342 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 105mm
727-000343 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 110mm
727-000344 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 115mm
727-000345 TORNILLO ESP. CANUL. TIT. R16 Ø7,0 x 120mm
727-000347 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 12mm
727-000348 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 14mm
727-000349 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 16mm
727-000350 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 18mm

727-000351 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 20mm
727-000352 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 22mm
727-000353 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 24mm
727-000354 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 26mm
727-000355 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 28mm
727-000356 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 30mm
727-000357 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 35mm
727-000358 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 40mm
727-000359 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 45mm
727-000360 TORNILLO MALEOLAR TITANIO Ø4,0 x 50mm
727-45075-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 75mm
727-45080-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 80mm
727-45085-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 85mm
727-45090-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 90mm
727-45095-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 95mm
727-450100-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 100mm
727-450105-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 105mm
727-450110-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 110mm
727-450115-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 115mm
727-450120-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 120mm
727-450125-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 125mm
727-450130-LT TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO TITANIO Ø4,5 x 130mm
727-3010-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 10mm
727-3012-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 12mm
727-3014-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 14mm
727-3016-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 16mm
727-3018-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 18mm
727-3020-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 20mm
727-3022-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 22mm
727-3024-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 24mm
727-3026-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 26mm
727-3028-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 28mm
727-3030-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 30mm
727-3032-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 32mm
727-3034-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 34mm
727-3036-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. Ø3,0 x 36mm
727-2410-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 10mm
727-2412-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 12mm
727-2414-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 14mm
727-2416-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 16mm
727-2418-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 18mm
727-2420-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 20mm
727-2422-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 22mm
727-2424-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 24mm
727-2426-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 26mm
727-2428-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 28mm

727-2430-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 30mm
727-2432-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 32mm
727-2434-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 34mm
727-2436-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2,4 x 36mm
727-2010-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 10mm
727-2012-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 12mm
727-2014-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 14mm
727-2016-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 16mm
727-2018-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 18mm
727-2020-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 20mm
727-2022-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 22mm
727-2024-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 24mm
727-2026-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 26mm
727-2028-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 28mm
727-2030-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 30mm
727-2032-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 32mm
727-2034-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 34mm
727-2036-HT TORNILLO TIPO HERBERT CANUL. TIT. 2 x 36mm
727-3010-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 10mm
727-3012-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 12mm
727-3014-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 14mm
727-3016-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 16mm
727-3018-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 18mm
727-3020-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 20mm
727-3022-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 22mm
727-3024-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 24mm
727-3026-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 26mm
727-3028-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 28mm
727-3030-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 30mm
727-3032-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 32mm
727-3034-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 34mm
727-3036-KT TORNILLO TIPO BAROUK CANUL. TIT. Ø3,0 x 36mm
727-2410-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 10mm
727-2412-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 12mm
727-2414-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 14mm
727-2416-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 16mm
727-2418-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 18mm
727-2420-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 20mm
727-2422-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 22mm
727-2424-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 24mm
727-2426-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 26mm
727-2428-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 28mm
727-2430-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 30mm
727-2432-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 32mm
727-2434-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 34mm
727-2436-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2,4 x 36mm

727-2010-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 10mm
727-2012-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 12mm
727-2014-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 14mm
727-2016-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 16mm
727-2018-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 18mm
727-2020-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 20mm
727-2022-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 22mm
727-2024-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 24mm
727-2026-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 26mm
727-2028-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 28mm
727-2030-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 30mm
727-2032-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 32mm
727-2034-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 34mm
727-2036-KT TORNILLO TIPO BAROUCK CANUL. TIT. 2 x 36mm
727-4030-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 30mm
727-4032-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 32mm
727-4034-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 34mm
727-4036-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 36mm
727-4038-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 38mm
727-4040-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 40mm
727-4042-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 42mm
727-4045-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 45mm
727-4048-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 48mm
727-4050-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 50mm
727-4055-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 55mm
727-4060-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 60mm
727-4065-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 65mm
727-4070-CTP TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 70mm
727-4030-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 30mm
727-4032-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 32mm
727-4034-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 34mm
727-4036-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 36mm
727-4038-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 38mm
727-4040-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 40mm
727-4045-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 45mm
727-4050-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 50mm
727-4055-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 55mm
727-4060-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 60mm
727-4065-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 65mm
727-4070-CTT TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 70mm
773-105075-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 75 mm
773-11080-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 80 mm
773-11085-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 85 mm
773-11090-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 90 mm
773-11095-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 95 mm
773-11100-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 100 mm

773-11105-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 105 mm
773-11110-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 110 mm
773-11115-T TORNILLO CEFALICO TROC. TIPO G3 TI 115 mm
728-3146-P-T TORNILLO POLAR ACETABULAR TI. 11 x 4mm
728-3146-P-T1 TORNILLO POLAR ACETABULAR TI. 8 x 4mm
682-2005-4010 TORNILLO P/CUÑA RODILLA TITANIO Ø4,0 x 10mm
682-2005-4004 TORNILLO P/CUÑA RODILLA TITANIO Ø4,0 x 4mm
682-2005-4006 TORNILLO P/CUÑA RODILLA TITANIO Ø4,0 x 6mm
727-045010-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 10mm
727-045015-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 15mm
727-045020-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 20mm
727-045025-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 25mm
727-045030-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 30mm
727-045035-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 35mm
727-045040-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 40mm
727-045045-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 45mm
727-045050-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 50mm
727-045055-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 55mm
727-045060-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 60mm
727-045065-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 65mm
727-045070-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 70mm
727-045075-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 75mm
727-045080-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 80mm
727-045085-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 85mm
727-045090-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 90mm
727-045095-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 95mm
727-045100-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 100mm
727-045105-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 105mm
727-045110-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 110mm
727-045115-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 115mm
727-045120-AT TORNILLO CORTICAL TIPO AO TITANIO Ø4,5 x 120mm
1311-1525-T TAPON P/CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø1.5 - Ø2.5 TIT.
1311-3040-T TAPON P/CLAVO ENDOM. ELASTICO TIPO TEN Ø3.0 - Ø4.0 TIT.
729-25012-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 12mm
729-25014-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2,5 x 14mm
729-25016-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 16mm
729-25018-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 18mm
729-25020-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 20mm
729-25022-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 22mm
729-25024-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 24mm
729-25026-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 26mm
729-25028-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO Ø2.5 x 28mm
72P-2012-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 12mm
72P-2014-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 14mm
72P-2016-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 16mm
72P-2018-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 18mm

72P-2020-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 20mm
72P-2022-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 22mm
72P-2024-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 24mm
72P-2026-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 26mm
72P-2028-T TORNILLO VASTAGO TITANIO EXPANS. 28mm
729-40012-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 12mm
729-40014-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 14mm
729-45014-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,5 x 14mm
729-45016-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,5 x 16mm
729-40016-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 16mm
721-122276-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 70 mm TITANIO
721-122277-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 75 mm TITANIO
721-122278-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 80 mm TITANIO
721-122279-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 85 mm TITANIO
721-122280-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 25 mm TITANIO
721-122281-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 30 mm TITANIO
721-122282-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 35 mm TITANIO
721-122283-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 40 mm TITANIO
721-122284-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 45 mm TITANIO
721-122285-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 50 mm TITANIO
721-122286-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 55 mm TITANIO
721-122287-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 60 mm TITANIO
721-122288-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 65 mm TITANIO
721-122289-T LOCK SCREW F/R-T NL Ø5,0 x 90 mm TITANIO
729-40018-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 18mm
729-40020-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 20mm
729-40022-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,0 x 22mm
729-45018-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,5 x 18mm
729-45020-LT TORNILLO BLOQUEADO TITANIO IQL Ø4,5 x 20mm
725-12-2912-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 12mm
725-12-2914-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 14mm
725-12-2916-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 16mm
725-12-2918-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 18mm
725-12-2920-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 20mm
725-12-2922-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 22mm
725-12-2924-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 24mm
725-12-2926-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 26mm
725-12-2928-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 28mm
725-12-2930-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 30mm
725-12-2932-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 32mm
725-12-2934-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 34mm
725-12-2936-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 36mm
725-12-2938-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 38mm
725-12-2940-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 40mm
725-12-2942-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 42mm
725-12-2944-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 44mm

725-12-2946-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 46mm
725-12-2948-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 48mm
725-12-2950-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 50mm
725-12-2952-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 52mm
725-12-2954-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 54mm
725-12-2956-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 56mm
725-12-2958-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 58mm
725-12-2960-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø4,0 x 60mm
217-7112-4009-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 8 mm TITANIO
217-7112-4010-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 10 mm TITANIO
217-7112-4011-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 12 mm TITANIO
217-7112-4012-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 14 mm TITANIO
217-7112-4013-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 16 mm TITANIO
217-7112-4014-T 2,7 mm UNI-CORTICAL BONE SCREW - 18 mm TITANIO
217-7114-9414-T 2,7mm x 14mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9416-T 2,7mm x 16mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9418-T 2,7mm x 18mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9420-T 2,7mm x 20mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9422-T 2,7mm x 22mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9424-T 2,7mm x 24mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9426-T 2,7mm x 26mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9428-T 2,7mm x 28mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9430-T 2,7mm x 30mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9432-T 2,7mm x 32mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
217-7114-9434-T 2,7mm x 34mm SLFTAP CORTEX SCR (HEX) TITANIO
722-05030-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 30mm
722-05035-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 35mm
722-05040-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 40mm
722-05045-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 45mm
722-05050-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 50mm
722-05055-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 55mm
722-05060-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 60mm
722-05065-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 65mm
722-05070-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 70mm
722-05075-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 75mm
722-05080-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 80mm
722-05085-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 85mm
722-05090-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 90mm
722-05095-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 95mm
722-05100-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 100mm
722-05025-T TORNILLO CERROJO TITANIO Ø5 x 25mm
725-03418-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 18 mm
725-03420-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 20 mm
725-03422-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 22 mm
725-03424-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 24 mm
725-03426-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 26 mm

725-03428-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 28 mm
725-03430-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 30 mm
725-03435-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 35 mm
725-03440-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 40 mm
725-03445-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 45 mm
725-03450-T/Y TORNILLO CERROJO HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. Ø3,4 x 50 mm
728-3146-60-20-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 20mm
728-3146-60-26-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 26mm
728-3146-60-30-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 30mm
728-3146-60-36-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 36mm
728-3146-60-40-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 40mm
728-3146-60-46-T TORNILLO ESPONJOSO ACETABULAR TI. x 46mm
729-35012-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5 x 12mm
729-35014-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5 x 14mm
729-35016-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5 x 16mm
729-35018-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,5 x 18mm
729-30012-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0 x 12mm
729-30014-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0 x 14mm
729-30016-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0 x 16mm
729-30018-LT/CC TORNILLO BLOQ. TIT. CUBO CERV. Ø3,0 x 18mm
727-000266 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 30mm
727-000267 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 32mm
727-000268 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 34mm
727-000269 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 36mm
727-000270 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 38mm
727-000271 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 40mm
727-000366 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 45mm
727-000367 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 50mm
727-000368 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 55mm
727-000369 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 60mm
727-000370 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 65mm
727-000371 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. PAR. Ø4,0 x 70mm
727-000394 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 70mm
727-000393 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 65mm
727-000392 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 60mm
727-000391 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 55mm
727-000390 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 50mm
727-000389 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 45mm
727-000306 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 40mm
727-000305 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 38mm
727-000304 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 36mm
727-000303 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 34mm
727-000302 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 32mm
727-000301 TORNILLO ESPONJOSO CANUL. TIT. ROS. TOT. Ø4,0 x 30mm
131-13-T TAPON FINAL FEMORAL TITANIO 13mm
131-15-T TAPON FINAL FEMORAL TITANIO 15mm

332-T TAPON FINAL TIBIAL TITANIO
235-00-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 0 mm
235-05-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 5 mm
235-10-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 10 mm
235-15-T/Y TAPON FINAL HUMERAL TITANIO TIPO UNIV. 15 mm
133F-T TAPON FINAL TROCANTERICO TIPO G3 TITANIO
332-00-T/E TAPON FINAL TIBIAL 0mm TITANIO MULTIAXIAL
332-05-T/E TAPON FINAL TIBIAL 5mm TITANIO MULTIAXIAL
332-10-T/E TAPON FINAL TIBIAL 10mm TITANIO MULTIAXIAL
133F-TE TAPON FINAL TROCANTERICO TIPO G3 TITANIO EXT.
123-T TAPON DE BLOQUEO TROCANT. TIPO G3 TITANIO

INSTRUMENTAL ASOCIADO

CDH-I-7101 ATORNILLADOR EN T CALCÁNEO STOP
CDH-I-7102 MECHA CALCÁNEO STOP Ø4mm 58
CDH-I-7006 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PL. VOLAR/PL. BLOQ. 3,5
COCS-4 CONJ. CAJA MOD. 4 C/ 1 BAND. CALC. STOP IMPL.+ INST.
CDH-I-2006 ALAMBRE GUIA CON OJAL 2,5 X 300mm
CDH-I-2007 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,5 x 300mm
CDH-I-2008 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,0 x 360mm
CDH-I-2009 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,5 x 400mm
CDH-I-16164 BATERIA P/SIERRA/TALADRO MOTOR CH (BJ14001)
CDH-I-16165 BATERIA P/SIERRA OSCILANTE MOTOR AL (BJ1001)
CDH-I-16166 BATERIA P/TALADRO MOTOR AL (BJ4001)
CDH-I-16162 HOJA DE SIERRA OSCILANTE LONG. 90mm (BJ90221.0A)
CDH-I-16163 HOJA DE SIERRA OSCILANTE LONG. 115mm (BJ115221.0A)
CDH-I-16160 SIERRA OSCILANTE MCH (BJ1401)
CDH-I-16161 SIERRA OSCILANTE MAL (BJ1101)
CDH-I-16158 TALADRO CANULADO MCH (BJ1403B)
CDH-I-19159 TALADRO CANULADO MAL (BJ4103B)
CDH-I-1001 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO DIAM. 8 x 175mm
CDH-I-1002 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO DIAM. 9 x 175mm
CDH-I-1003 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO DIAM. 10 x 175mm
CDH-I-1004 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO DIAM. 11 x 175mm
CDH-I-1005 ATORNILLADOR HEXAGONAL CANULADO LC TIT.
CDH-I-1005/S ATORNILLADOR HEXAGONAL CANULADO LC TIT. SILICONA
CDH-I-1006 GUIA DE LIGAMENTO CRUZADO
CDH-I-1007 MEDIDOR DE INJERTOS
CDH-I-1008 GUIA DE MECHA DIAM. 8,0mm
CDH-I-1009 GUIA DE MECHA DIAM. 9,0mm
CDH-I-1010 GUIA DE MECHA DIAM. 10,0mm
CDH-I-1011 GUIA DE MECHA DIAM. 11,0mm
CDH-I-1012 MECHA DIAM. 2 x 150mm
CDH-I-1015 MECHA AGUJA PASA TENDON/CLC DE DIAM. 2,5mm
CDH-I-1016 TENÓTOMO ABIERTO Ø7mm
CDH-I-1020/S ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO LC PEEK SILICONA

CDH-I-11INTA2/S INICIADOR TORNILLOS PEEK 7mm SILICONA
CDH-I-11INTA3/S INICIADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 9mm SILICONA
CDH-I-INTO001/S ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO OSTEOTWIN SILICONA
CDH-I-INTA1/S INICIADOR TORNILLOS OSTEOTWIN 7mm SILICONA
CDH-I-08INCO1 DILATADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 07/08 mm
CDH-I-08INCO2 DILATADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 09/10 mm
CDH-I-2010 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO DIAM 5 X 230
COLC/INST-4 CONJ. CAJA MOD. 4 C/ 2 BAND. TOR. LIG. CRUZ. INST.
CDH-I-1681.20150 MECHA DIAM. 2 x 150mm TIT (C)
CDH-I-0001 ALAMBRE DE KIRSCHNER ROSCADO 59
CDH-I-0002 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD TORN. CANULADOS
CDH-I-0003 CAMISA GUIA DE MECHA 4 P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0004 GUIA DE MECHA P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0005 LLAVE ALLEN P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0006 MECHA CANULADA DE DIAM. 3.0mm CON TOPE
CDH-I-0007 MACHO CANULADO 4,0mm P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0008 AVELLANADOR CANULADO P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0011 ATORNILLADOR HEXAGONAL 2,5 P/ TORN. CANULADOS
CDH-I-0012 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS P/ TORN. CAN.
CDH-I-0013 ATORNILLADOR CANULADO P/TORN. CANULADOS
CDH-I-0014 EMPUJADOR ALAMBRE / EXTRACTOR PIN
COTC-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/1 BAND. TORN. CANULADOS IMPL. + INST.
COTH-4 CONJ. CAJA MOD.4 C/2 BAND. TORN. HERBERT IMPL. + INST.
COREAC CONJ. CAJA REV/ACON.
CDH-I-11870021 TENOTOMO ABIERTO Ø7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870022 TENOTOMO CERRADO Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870023 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD LCA-LCP (C)
CDH-I-11870024 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 30° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870025 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 45° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870026 PUNTA CUADRADA MICRO FRACTURA 90° LCA-LCP (C)
CDH-I-11870027 PALPADOR ANGULADO LCA-LCP (C)
CDH-I-11870028 GUIA DE MECHA Ø7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870029 GUIA DE MECHA Ø5mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870030 ATORN. HEX. CANUL. P/TORN. INTERF. TIT. LCA-LCP (C)
CDH-I-11870031 RASPA CURVA LCA-LCP (C)
CDH-I-11870032 RASPA RECTA LCA-LCP (C)
CDH-I-11870033 ELEVADOR LCA-LCP (C)
CDH-I-11870034 MEDIDOR DE INJERTOS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870035 PLANTILLA DE MEDICION ORIF. Ø8mm - Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870036 PLANTILLA DE MEDICION ORIF. Ø7mm - Ø8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870037 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 7mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870038 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870039 BARRA DE PRUEBA C/REGLA 9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870040 MECHA CANULADA REGLADA Ø4,5mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870041 MECHA CANULADA REGLADA Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870042 MECHA CANULADA REGLADA Ø7mm LCA-LCP (C)

CDH-I-11870043 MECHA CANULADA REGLADA Ø8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870044 MECHA CANULADA REGLADA Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870045 MECHA CANULADA REGLADA Ø10mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870046 MECHA CANULADA REGLADA Ø11mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870047 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø6mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870048 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø8mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870049 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø9mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870050 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø10mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870051 MECHA CANULADA ESCALONADA Ø11mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870052 MECHA AC INOX. Ø2,5 x 230mm LCA-LCP (C)
CDH-I-11870053 MECHA AC INOX. Ø2,4 LCA-LCP (C)
CDH-I-11870054 MANGO ACOPLER RAPIDO EN T LCA-LCP (C)
CDH-I-11870055 IMPACTOR DE GRAPAS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870056 MESA PREPARACION DE INJERTOS LCA-LCP (C)
CDH-I-11870057 GUIA DE LIGAMENTOS CRUZADOS LCA-LCP (C)
CDH-I-2010 MECHA CANULADA LIG. CRUZADO Ø5 x 230mm
CDH-I-2006 ALAMBRE GUIA CON OJAL Ø2,5 x 300mm
CDH-I-2007 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,5 x 300mm
CDH-I-2008 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,0 x 360mm
CDH-I-2009 ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø2,5 x 400mm
CDH-I-2050/10-N ALAMBRE DE KIRSCHNER Ø1.0 x 300mm (Nitinol)
CDH-I-1020/S ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO LC PEEK SILICONA
CDH-I-11INTA2/S INICIADOR TORNILLOS PEEK 7mm SILICONA
CDH-I-11INTA3/S INICIADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 9mm SILICONA
CDH-I-8INTO001/S ATORNILLADOR ESTRIADO CANULADO OSTEOTWIN SILICONA
CDH-I-11INTA1/S INICIADOR TORNILLOS OSTEOTWIN 7mm SILICONA
CDH-I-08INCO1 DILATADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 07/08 mm
CDH-I-08INCO2 DILATADOR TORNILLOS INTERFERENCIALES 09/10 mm
CDH-I-1681.12090 HAND DRILL EN L (C)
COLCA-LCP/INST-4 CONJ. CAJA M4 C/3B LCA-LCP - INST.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Tratamientos de fracturas óseas en pacientes adultos o pediátricos.

Período de vida útil: 5 (cinco) años.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NC

Forma de presentación: Implante estéril: envase con una (1) unidad.

Implante limpio no estéril: envase con una (1) unidad; envase con cinco (5) unidades.

Método de esterilización: Radiación Gamma; Óxido de Etileno.

Nombre del fabricante:

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

Lugar de elaboración:

JUAN CANALS 2235, ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1006-17 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-002708-22-8

N° Identificadorio Trámite: 38839

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta María
Date: 2024.01.09 17:30:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.01.09 17:30:38 -03:00