



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-000229-24-4

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-000229-24-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones FOC S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca LeoMed nombre descriptivo Esfinterótomo y nombre técnico Esfinteroscopios , de acuerdo con lo solicitado por FOC S.R.L. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2024-12839666-APN-DVPCYAR#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 1737-37 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º.

Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1737-37

Nombre descriptivo: Esfinterótomo

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-787 Esfinteroscopios

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): LeoMed

Modelos:

SD0420N; SD0425N; SD0430N; SD0435N; SD0720N; SD0725N; SD0730N; SD0735N; SD1020N; SD1025N;
SD1030N; SD1035N; SD1520N; SD1525N; SD1530N; SD1535N; SD3020N; SD3025N; SD3030N; SD3035N;
ST0420N; ST0425N; ST0430N; ST0435N; ST0720N; ST0725N; ST0730N; ST0735N; ST1020N; ST1025N;

RPT3025N; RPT3030N; RPT3035N; RSD0420R; RSD0425R; RSD0430R; RSD0435R; RSD0720R; RSD0725R; RSD0730R; RSD0735R; RSD1020R; RSD1025R; RSD1030R; RSD1035R; RSD1520R; RSD1525R; RSD1530R; RSD1535R; RSD3020R; RSD3025R; RSD3030R; RSD3035R; RPD0420R; RPD0425R; RPD0430R; RPD0435R; RPD0720R; RPD0725R; RPD0730R; RPD0735R; RPD1020R; RPD1025R; RPD1030R; RPD1035R; RPD1520R; RPD1525R; RPD1530R; RPD1535R; RPD3020R; RPD3025R; RPD3030R; RPD3035R; RST0420R; RST0425R; RST0430R; RST0435R; RST0720R; RST0725R; RST0730R; RST0735R; RST1020R; RST1025R; RST1030R; RST1035R; RST1520R; RST1525R; RST1530R; RST1535R; RST3020R; RST3025R; RST3030R; RST3035R; RPT0420R; RPT0425R; RPT0430R; RPT0435R; RPT0720R; RPT0725R; RPT0730R; RPT0735R; RPT1020R; RPT1025R; RPT1030R; RPT1035R; RPT1520R; RPT1525R; RPT1530R; RPT1535R; RPT3020R; RPT3025R; RPT3030R; RPT3035R; ST0420R; ST0425R; ST0430R; ST0435R; ST0720R; ST0725R; ST0730R; ST0735R; ST1020R; ST1025R; ST1030R; ST1035R; ST1520R; ST1525R; ST1530R; ST1535R; ST3020R; ST3025R; ST3030R; ST3035R; ST0420RGW0206; ST0425RGW0206; ST0430RGW0206; ST0435RGW0206; ST0720RGW0206; ST0725RGW0206; ST0730RGW0206; ST0735RGW0206; ST1020RGW0206; ST1025RGW0206; ST1030RGW0206; ST1035RGW0206; ST1520RGW0206; ST1525RGW0206; ST1530RGW0206; ST1535RGW0206; ST3020RGW0206; ST3025RGW0206; ST3030RGW0206; ST3035RGW0206; ST0420RGW0209; ST0425RGW0209; ST0430RGW0209; ST0435RGW0209; ST0720RGW0209; ST0725RGW0209; ST0730RGW0209; ST0735RGW0209; ST1020RGW0209; ST1025RGW0209; ST1030RGW0209; ST1035RGW0209; ST1520RGW0209; ST1525RGW0209; ST1530RGW0209; ST1535RGW0209; ST3020RGW0209; ST3025RGW0209; ST3030RGW0209; ST3035RGW0209; ST0420RGW0230; ST0425RGW0230; ST0430RGW0230; ST0435RGW0230; ST0720RGW0230; ST0725RGW0230; ST0730RGW0230; ST0735RGW0230; ST1020RGW0230; ST1025RGW0230; ST1030RGW0230; ST1035RGW0230; ST1520RGW0230; ST1525RGW0230; ST1530RGW0230; ST1535RGW0230; ST3020RGW0230; ST3025RGW0230; ST3030RGW0230; ST3035RGW0230; ST0420RGW0233; ST0425RGW0233; ST0430RGW0233; ST0435RGW0233; ST0720RGW0233; ST0725RGW0233; ST0730RGW0233; ST0735RGW0233; ST1020RGW0233; ST1025RGW0233; ST1030RGW0233; ST1035RGW0233; ST1520RGW0233; ST1525RGW0233; ST1530RGW0233; ST1535RGW0233; ST3020RGW0233; ST3025RGW0233; ST3030RGW0233; ST3035RGW0233; ST0420RGW0204; ST0425RGW0204; ST0430RGW0204; ST0435RGW0204; ST0720RGW0204; ST0725RGW0204; ST0730RGW0204; ST0735RGW0204; ST1020RGW0204; ST1025RGW0204; ST1030RGW0204; ST1035RGW0204; ST1520RGW0204; ST1525RGW0204; ST1530RGW0204; ST1535RGW0204; ST3020RGW0204; ST3025RGW0204; ST3030RGW0204; ST3035RGW0204; ST0420RGW0208; ST0425RGW0208; ST0430RGW0208; ST0435RGW0208; ST0720RGW0208; ST0725RGW0208; ST0730RGW0208; ST0735RGW0208; ST1020RGW0208; ST1025RGW0208; ST1030RGW0208; ST1035RGW0208; ST1520RGW0208; ST1525RGW0208; ST1530RGW0208; ST1535RGW0208; ST3020RGW0208; ST3025RGW0208; ST3030RGW0208; ST3035RGW0208; ST0420RGW0217; ST0425RGW0217; ST0430RGW0217; ST0435RGW0217; ST0720RGW0217; ST0725RGW0217; ST0730RGW0217; ST0735RGW0217; ST1020RGW0217; ST1025RGW0217; ST1030RGW0217; ST1035RGW0217; ST1520RGW0217; ST1525RGW0217; ST1530RGW0217; ST1535RGW0217; ST3020RGW0217; ST3025RGW0217; ST3030RGW0217; ST3035RGW0217; ST0420RGW0218; ST0425RGW0218; ST0430RGW0218; ST0435RGW0218; ST0720RGW0218; ST0725RGW0218; ST0730RGW0218; ST0735RGW0218; ST1020RGW0218; ST1025RGW0218; ST1030RGW0218; ST1035RGW0218; ST1520RGW0218; ST1525RGW0218; ST1530RGW0218; ST1535RGW0218; ST3020RGW0218; ST3025RGW0218; ST3030RGW0218; ST3035RGW0218; ST0420RGW0220; ST0425RGW0220; ST0430RGW0220; ST0435RGW0220; ST0720RGW0220; ST0725RGW0220; ST0730RGW0220; ST0735RGW0220; ST1020RGW0220; ST1025RGW0220; ST1030RGW0220;

ST1035RGW0220; ST1520RGW0220; ST1525RGW0220; ST1530RGW0220; ST1535RGW0220;
ST3020RGW0220; ST3025RGW0220; ST3030RGW0220; ST3035RGW0220; ST0420RGW0221;
ST0425RGW0221; ST0430RGW0221; ST0435RGW0221; ST0720RGW0221; ST0725RGW0221;
ST0730RGW0221; ST0735RGW0221; ST1020RGW0221; ST1025RGW0221; ST1030RGW0221;
ST1035RGW0221; ST1520RGW0221; ST1525RGW0221; ST1530RGW0221; ST1535RGW0221;
ST3020RGW0221; ST3025RGW0221; ST3030RGW0221; ST3035RGW0221; ST0420RGW0228;
ST0425RGW0228; ST0430RGW0228; ST0435RGW0228; ST0720RGW0228; ST0725RGW0228;
ST0730RGW0228; ST0735RGW0228; ST1020RGW0228; ST1025RGW0228; ST1030RGW0228;
ST1035RGW0228; ST1520RGW0228; ST1525RGW0228; ST1530RGW0228; ST1535RGW0228;
ST3020RGW0228; ST3025RGW0228; ST3030RGW0228; ST3035RGW0228; ST0420RGW0232;
ST0425RGW0232; ST0430RGW0232; ST0435RGW0232; ST0720RGW0232; ST0725RGW0232;
ST0730RGW0232; ST0735RGW0232; ST1020RGW0232; ST1025RGW0232; ST1030RGW0232;
ST1035RGW0232; ST1520RGW0232; ST1525RGW0232; ST1530RGW0232; ST1535RGW0232;
ST3020RGW0232; ST3025RGW0232; ST3030RGW0232; ST3035RGW0232; ST0420RGW0241;
ST0425RGW0241; ST0430RGW0241; ST0435RGW0241; ST0720RGW0241; ST0725RGW0241;
ST0730RGW0241; ST0735RGW0241; ST1020RGW0241; ST1025RGW0241; ST1030RGW0241;
ST1035RGW0241; ST1520RGW0241; ST1525RGW0241; ST1530RGW0241; ST1535RGW0241;
ST3020RGW0241; ST3025RGW0241; ST3030RGW0241; ST3035RGW0241; ST0420RGW0242;
ST0425RGW0242; ST0430RGW0242; ST0435RGW0242; ST0720RGW0242; ST0725RGW0242;
ST0730RGW0242; ST0735RGW0242; ST1020RGW0242; ST1025RGW0242; ST1080RGW0242;
ST1035RGW0242; ST1520RGW0242; ST1525RGW0242; ST1530RGW0242; ST1535RGW0242;
ST3020RGW0242; ST3025RGW0242; ST3030RGW0242; ST3035RGW0242; ST0420RGW0244;
ST0425RGW0244; ST0430RGW0244; ST0435RGW0244; ST0720RGW0244; ST0725RGW0244;
ST0730RGW0244; ST0735RGW0244; ST1020RGW0244; ST1025RGW0244; ST1030RGW0244;
ST1035RGW0244; ST1520RGW0244; ST1525RGW0244; ST1530RGW0244; ST1535RGW0244;
ST3020RGW0244; ST3025RGW0244; ST3030RGW0244; ST3035RGW0244; ST0420RGW0245;
ST0425RGW0245; ST0430RGW0245; ST0435RGW0245; ST0720RGW0245; ST0725RGW0245;
ST0730RGW0245; ST0735RGW0245; ST1020RGW0245; ST1025RGW0245; ST1030RGW0245;
ST1035RGW0245; ST1520RGW0245; ST1525RGW0245; ST1530RGW0245; ST1535RGW0245;
ST3020RGW0245; ST3025RGW0245; ST3030RGW0245; ST3035RGW0245; RST0720RGW0206;
RST0725RGW0206; RST0730RGW0206; RST0735RGW0206; RST1020RGW0206; RST1025RGW0206;
RST1030RGW0206; RST1035RGW0206; RST1520RGW0206; RST1525RGW0206; RST1530RGW0206;
RST1535RGW0206; RST3020RGW0206; RST3025RGW0206; RST3030RGW0206; RST3035RGW0206;
RST0420RGW0209; RST0425RGW0209; RST0430RGW0209; RST0435RGW0209; RST0720RGW0209;
RST0725RGW0209; RST0730RGW0209; RST0735RGW0209; RST1020RGW0209; RST1025RGW0209;
RST1030RGW0209; RST1035RGW0209; RST1520RGW0209; RST1525RGW0209; RST1530RGW0209;
RST1535RGW0209; RST3020RGW0209; RST3025RGW0209; RST3030RGW0209; RST3035RGW0209;
RST0420RGW0230; RST0425RGW0230; RST0430RGW0230; RST0435RGW0230; RST0720RGW0230;
RST0725RGW0230; RST0730RGW0230; RST0735RGW0230; RST1020RGW0230;
RST1025RGW0230; RST1030RGW0230; RST1035RGW0230; RST1520RGW0230; RST1525RGW0230;
RST1530RGW0230; RST1535RGW0230; RST3020RGW0230; RST3025RGW0230; RST3030RGW0230;
RST3035RGW0230; RST0420RGW0233; RST0425RGW0233; RST0430RGW0233; RST0435RGW0233;
RST0720RGW0233; RST0725RGW0233; RST0730RGW0233; RST0735RGW0233; RST1020RGW0233;
RST1025RGW0233; RST1030RGW0233; RST1035RGW0233; RST1520RGW0233; RST1525RGW0233;
RST1530RGW0233; RST1535RGW0233; RST3020RGW0233; RST3025RGW0233; RST3030RGW0233;
RST3035RGW0233; RST0420RGW0204; RST0425RGW0204; RST0430RGW0204; RST0435RGW0204;

SD1530RGW0242; SD1535RGW0242; SD3020RGW0242; SD3025RGW0242; SD3030RGW0242;
SD3035RGW0242; SD0420RGW0244; SD0425RGW0244; SD0430RGW0244; SD0435RGW0244;
SD0720RGW0244; SD0725RGW0244; SD0730RGW0244; SD0735RGW0244; SD1020RGW0244;
SD1025RGW0244; SD1030RGW0244; SD1035RGW0244; SD1520RGW0244; SD1525RGW0244;
SD1530RGW0244; SD1535RGW0244; SD3020RGW0244; SD3025RGW0244;
SD3030RGW0244;SD3035RGW0244; SD0420RGW0245; SD0425RGW0245; SD0430RGW0245;
SD0435RGW0245; SD0720RGW0245; SD0725RGW0245; SD0730RGW0245; SD0735RGW0245;
SD1020RGW0245; SD1025RGW0245; SD1030RGW0245; SD1035RGW0245; SD1520RGW0245;
SD1525RGW0245; SD1530RGW0245; SD1535RGW0245; SD3020RGW0245; SD3025RGW0245;
SD3030RGW0245; SD3035RGW0245; PD0420N; PD0425N; PD0430N; PD0435N; PD00720N; PD0725N;
PD0730N; PD0735N; PD1020N; PD1025N; PD1030N; PD1035N; PD1520N; PD1525N; PD1530N;
PD1535N;PD3020N; PD3025N; PD3030N; PD3035N; PD0420NGW0206; PD0425NGW0206;
PD0430NGW0206; PD0435NGW0206; PD0720NGW0206; PD0725NGW0206; PD0730NGW0206;
PD0735NGW0206; PD1020NGW0206; PD1025NGW0206; PD1030NGW0206; PD1035NGW0206;
PD1520NGW0206; PD1525NGW0206; PD1530NGW0206; PD1535NGW0206; PD3020NGW0206;
PD3025NGW0206; PD3030NGW0206; PD3035NGW0206; PD0420NGW0209; PD0425NGW0209;
PD0430NGW0209; PD0435NGW0209; PD0720NGW0209; PD0725NGW0209; PD0730NGW0209;
PD0735NGW0209; PD1020NGW0209; PD1025NGW0209; PD1030NGW0209; PD1035NGW0209;
PD1520NGW0209; PD1525NGW0209; PD1530NGW0209; PD1535NGW0209; PD3020NGW0209;
PD3025NGW0209; PD3030NGW0209; PD3035NGW0209; PD0420NGW0204; PD0425NGW0204;
PD0430NGW0204; PD0435NGW0204; PD0720NGW0204; PD0725NGW0204; PD0730NGW0204;
PD0735NGW0204; PD1020NGW0204; PD1025NGW0204; PD1030NGW0204; PD1035NGW0204;
PD1520NGW0204; PD1525NGW0204; PD1530NGW0204; PD1535NGW0204; PD3020NGW0204;
PD3025NGW0204; PD3030NGW0204; PD3035NGW0204; PD0420NGW0208; PD0425NGW0208;
PD0430NGW0208; PD0435NGW0208; PD0720NGW0208; PD0720NGW0208; PD0730NGW0208;
PD0735NGW0208; PD1020NGW0208; PD1025NGW0208; PD1030NGW0208; PD1035NGW0208;
PD1520NGW0208; PD1525NGW0208; PD1530NGW0208; PD1535NGW0208; PD3020NGW0208;
PD3025NGW0208; PD3030NGW0208; PD3035NGW0208; PD0420NGW0217; PD0425NGW0217;
PD0430NGW0217; PD0435NGW0217; PD0720NGW0217; PD0725NGW0217; PD0730NGW0217;
PD0735NGW0217; PD1020NGW0217; PD1025NGW0217;PD1030NGW0217; PD1035NGW0217;
PD1520NGW0217; PD1525NGW0217; PD1530NGW0217; PD1535NGW0217; PD3020NGW0217;
PD3025NGW0217; PD3030NGW0217; PD3035NGW0217; PD0420NGW0218; PD0425NGW0218;
PD0430NGW0218; PD0435NGW0218; PD0720NGW0218; PD0725NGW0218; PD0730NGW0218;
PD0735NGW0218; PD1020NGW0218; PD1025NGW0218; PD1030NGW0218; PD1035NGW0218;
PD1520NGW0218; PD1525NGW0218; PD1530NGW0218; PD1535NGW0218; PD3020NGW0218;
PD3025NGW0218; PD3030NGW0218; PD3035NGW0218; PD0420NGW0220; PD0425NGW0220;
PD0430NGW0220; PD0435NGW0220; PD0720NGW0220; PD0725NGW0220; PD0730NGW0220;
PD0735NGW0220; PD1020NGW0220; PD1025NGW0220; PD1030NGW0220; PD1035NGW0220;
PD1520NGW0220; PD1525NGW0220; PD1530NGW0220; PD1535NGW0220; PD3020NGW0220;
PD3025NGW0220; PD3030NGW0220; PD3035NGW0220; PD0420NGW0221; PD0425NGW0221;
PD0430NGW0221; PD0435NGW0221; PD0720NGW0221; PD0725NGW0221; PD0730NGW0221;
PD0735NGW0221; PD1020NGW0221; PD1025NGW0221; PD1030NGW0221; PD1035NGW0221;
PD1520NGW0221; PD1525NGW0221; PD1530NGW0221; PD1535NGW0221; PD3020NGW0221;
PD3025NGW0221; PD3030NGW0221; PD3035NGW0221; PD0420NGW0228; PD0425NGW0228;
PD0430NGW0228; PD0435NGW0228; PD0720NGW0228; PD0725NGW0228; PD0730NGW0228;
PD0735NGW0228; PD1020NGW0228; PD1025NGW0228; PD1030NGW0228; PD1035NGW0228;

Indicación/es autorizada/s:

Este dispositivo se utiliza para la canulación del sistema ductal y para la esfinterotomía.

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No Aplica

Forma de presentación: Por Unidad

Método de esterilización: Oxido de etileno

Nombre del fabricante:

Leo Medical Co., Ltd.

Lugar de elaboración:

1st and 2nd Floor, No. 10 Building, 18 Huashan Road, 213022 Changzhou City, Jiangsu Province, República Popular China

Expediente N° 1-0047-3110-000229-24-4

N° Identificador Trámite: 55838

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta María
Date: 2024.02.14 17:43:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.02.14 17:43:34 -03:00

FOC S.R.L.

ANEXO III B

Página 1 de 1

Proyecto de Rótulo

Fabricado por:

Leo Medical Co., Ltd.
1st and 2nd Floor, No. 10 Building, 18 Huashan Road,
213022 Changzhou City, Jiangsu Province,
República Popular China

Importado por:

FOC S.R.L.
Caldas 1448
Ciudad Autónoma de Bs.As.
República Argentina



ESFINTEROTOMO

Modelo: (Según corresponda)

Código: XXXXX

Contenido: una unidad

Lote: XXXX

Vencimiento: XX/YY



PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar.



No reesterilizar.



Leer las instrucciones de uso.



No utilizar si el envase no está intacto.



Conservar en un lugar seco, fresco a temperatura ambiente, limpio y ventilado.

Directora Técnica: Patricia Sandra Cadeiras. Farmacéutica, M.N.: 10.889

FOC S.R.L.
GRACIELA M. GUERRA
SODIA GERENTE

PATRICIA S. CADEIRAS
FARMACEUTICA M.N. 10889

“AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T PM 1737-37”

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS

FOC S.R.L.	ANEXO III B	Página 1 de 6
	Instrucciones de Uso	

Fabricado por:

Leo Medical Co., Ltd.
1st and 2nd Floor, No. 10 Building, 18 Huashan Road,
213022 Changzhou City, Jiangsu Province,
República Popular China

Importado por:

FOC S.R.L.
Caldas 1448
Ciudad Autónoma de Bs.As.
República Argentina

Esfinterótomo



PRODUCTO DE UN SOLO USO. No reutilizar. Single Use Only



No reesterilizar.



Leer las instrucciones de uso.



No utilizar si el envase no está intacto.

Directora Técnica: Patricia Sandra Cadeiras.
Farmacéutica, M.N.: 10.889

“AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T PM 1737-37”

USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS


PATRICIA S. CADEIRAS
FARMACEUTICA M.N. 10889


FOC S.R.L
GRACIELA M. GUERRA
SOCIA GERENTE


Descripción del producto

El dispositivo está hecho de un tubo flexible de politetrafluoroetileno (PTFE) con un alambre en el extremo distal y un mango en el extremo proximal. Se presenta en dos formatos, formato estándar y formato precortado. Se pueden elegir funciones como rotación y cambio rápido. Algunos de los dispositivos presentan tres lúmenes: lumen para el alambre guía, lumen de inyección y el lumen del alambre de corte. Los demás tienen dos lúmenes, uno es para alambre guía, el otro es para alambre de corte.

Para el esfinterótomo precargado, el alambre guía se ha colocado en el lumen del alambre guía.

Se puede colocar un alambre guía de 0,035 pulgadas (0,89 mm) o menos en el lumen del alambre guía.

En la Figura 1 se muestra el diagrama esquemático de la estructura del producto.



1-mango; 2-plug; 3-vaina; 4-alambre de corte; 5-marcador; 6-ruedas (o no); 7-alambre guía

Graciela M. Guerra
FOC S.R.L.
GRACIELA M. GUERRA
SOCIA GERENTE

Patrícia S. Cadeiras
PATRÍCIA S. CADEIRAS
FARMACEUTICA M.N. 10889

FOC S.R.L.	ANEXO III B	Página 3 de 6
	Instrucciones de Uso	

Especificaciones del producto

Rotable	Formato	Lumens	Cambio rápido	Long de alambre (mm)	Long de tip (mm)	Alambre guía
Si/No	Standard/ Pre-cortado	Doble lumen/ Triple lumen	Si/ No	20.0/25.0/ 30.0/35.0	4/7/10/ 15/30	Si/No

Alambre Guía			
Diam (pulgadas)	Longitud (mm)	Dureza	Forma de la punta
0.035/ 0.025	2600/ 4500	Normal/ Super	Derecho/ Angulo

Indicaciones de uso

Este dispositivo se utiliza para la canulación del sistema ductal y para la esfinterotomía.

Contraindicaciones

Las contraindicaciones incluyen las específicas de la ERCP y cualquier procedimiento que se deba realizar.

Se incluyen, entre otros, coagulopatía e incapacidad para colocar correctamente el alambre del esfinterótomo.

Posibles efectos adversos

Las posibles complicaciones asociadas con la ERCP incluyen, entre otras: pancreatitis, colangitis, aspiración, perforación, hemorragia, infección, sepsis, reacción alérgica al contraste o medicación, hipotensión, depresión o paro respiratorio, insuficiencia cardíaca, arritmia o paro.



PATRICIA S. CADEIRAS
 FARMACEUTICA M.N. 10889



FOC S.R.L.
 GRACIELA M. GUERRA
 SOCIA GERENTE

FOC S.R.L.	ANEXO III B	Página 4 de 6
	Instrucciones de Uso	

Advertencias

- 1) Consulte la etiqueta del paquete para conocer el tamaño mínimo del canal requerido para este dispositivo.
- 2) Este dispositivo tiene una longitud de cable de 2,1 m; El voltaje para este dispositivo es de 1,2 kVp.
- 3) Cualquier accesorio electroquirúrgico constituye un potencial peligro eléctrico para el paciente y el operador. Los posibles efectos adversos incluyen, pero no se limitan a: fulguración, quemaduras, estimulación nerviosa y/o muscular y arritmia cardíaca.
- 4) Antes de utilizar este dispositivo, siga las recomendaciones proporcionadas por el fabricante de las unidades electroquirúrgicas para garantizar la seguridad del paciente mediante la colocación y utilización adecuadas del electrodo de retorno del paciente.
- 5) Cambie la unidad electroquirúrgica a la posición "apagado" cuando no esté en uso.
- 6) Cuando esté encendido, asegúrese de que el esfinterótomo esté completamente fuera del endoscopio. El contacto del esfinterótomo con el endoscopio puede causar conexión a tierra, lo que puede provocar lesiones al paciente y al operador, o dañar el esfinterótomo o endoscopio.
- 7) No flexione demasiado ni arquee la punta más allá de 90°, ya que esto puede dañar o causar que el alambre se rompa.
- 8) No inserte el extremo distal del esfinterótomo ni el alambre guía en la papila del esfínter cuando gira la rueda, puede causar rotura o doblado del cable.
- 9) El grado de rotación máximo distal es de -45° a +45° hacia la dirección inicial, si es más, el cable puede estar torcido o incluso roto.
- 10) Si hay precarga, el uso de dispositivos de ERCP con guía de alambre con punta metálica puede provocar daños en el revestimiento externo y/o en la punta de la guía de alambre.
- 11) Colocar el esfinterótomo y los cables de conexión para evitar el contacto con los pacientes u otros cables; debe almacenarse separado del paciente si no se utiliza temporalmente.
- 12) Se deben verificar los cables de conexión y otros accesorios regularmente, para evitar la posibilidad de daños.
- 13) No utilizar si la barrera estéril está dañada.
- 14) Para un solo uso. No reutilizar, reprocesar ni reesterilizar.
- 15) Después del uso, deseche el producto y el embalaje de acuerdo con la política hospitalaria, administrativa y/o del gobierno local.

FOC S.R.L.	ANEXO III B	Página 5 de 6
	Instrucciones de Uso	

Precauciones

El esfinterótomo debe usarse junto con un tipo BF o Generador de CF. Esta parte de aplicación del producto pertenece al tipo BF.

- 1) Antes de usar, lea la compatibilidad electromagnética proporcionada en este manual. Preste atención a la etiqueta para conocer el tamaño mínimo del canal del endoscopio.
- 2) No utilice fuerza excesiva para doblar el extremo distal. Esto podría dañar el cable.
- 3) Cualquier accesorio electroquirúrgico constituye un potencial peligro eléctrico para el paciente y el operador. Los posibles efectos adversos incluyen, pero no se limitan a: fulguración, quemaduras, estimulación nerviosa y/o muscular y arritmia cardíaca.
- 4) Mantenga el equipo electroquirúrgico cerrado cuando la electrocirugía no esté en uso.
- 5) Asegúrese de que el voltaje no sea superior al nominal.
- 6) Los equipos de comunicación por radiofrecuencia portátil y móvil pueden afectar este dispositivo.
- 7) Este dispositivo no debe estar cerca ni apilado con otros equipos.

Eliminación de productos

Después de su uso, este producto puede ser un riesgo biológico potencial. Manipule y elimine de acuerdo con las normas médicas aceptadas, la práctica y las leyes y reglamentos aplicables.

Conservación

El dispositivo debe almacenarse en un lugar seco, fresco a temperatura ambiente, limpio y ventilado.

Método de esterilización

El dispositivo se esteriliza utilizando el método de esterilización por óxido de etileno.



FOC S.R.L.
GRACIELA M. GUERRA
SOCIA GERENTE



PATRICIA S. CADEIRAS
FARMACEUTICA M.N. 10889

FOC S.R.L.

ANEXO III B

Página 6 de 6

Instrucciones de Uso

	Número catálogo		Lote
	Fecha de manufactura		Usar antes de
	Esterilizado por óxido de etileno		No reutilizar
	No reesterilizar		No utilizar si el envase está dañado
	Consultar instrucciones de uso		Precaución
	Mantener seco		Proteger del calor y fuentes radiactivas
	Fabricante		Representante autorizado en la Comunidad Europea


FOC S.R.L.
GRACIELA M. GUERRA
SOCIA GERENTE


PATRICIA S. CADEIRAS
FARMACEUTICA M.N. 10889



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: FOC SRL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.02.05 12:23:52 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.02.05 12:23:53 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-000229-24-4

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N° 1-0047-3110-000229-24-4

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por FOC S.R.L. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1737-37

Nombre descriptivo: Esfinterótomo

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-787 Esfinteroscopios

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): LeoMed

Modelos:

SD0420N; SD0425N; SD0430N; SD0435N; SD0720N; SD0725N; SD0730N; SD0735N; SD1020N; SD1025N;

RST3035N; RPT0420N; RPT0425N; RPT0430N; RPT0435N; RPT0720N; RPT0725N; RPT0730N; RPT0735N;
RPT1020N; RPT1025N; RPT1030N; RPT1035N; RPT1520N; RPT1525N; RPT1530N; RPT1535N; RPT3020N;
RPT3025N; RPT3030N; RPT3035N; RSD0420R; RSD0425R; RSD0430R; RSD0435R; RSD0720R;
RSD0725R; RSD0730R; RSD0735R; RSD1020R; RSD1025R; RSD1030R; RSD1035R; RSD1520R;
RSD1525R; RSD1530R; RSD1535R; RSD3020R; RSD3025R; RSD3030R; RSD3035R; RPD0420R;
RPD0425R; RPD0430R; RPD0435R; RPD0720R; RPD0725R; RPD0730R; RPD0735R; RPD1020R;
RPD1025R; RPD1030R; RPD1035R; RPD1520R; RPD1525R; RPD1530R; RPD1535R; RPD3020R;
RPD3025R; RPD3030R; RPD3035R; RST0420R; RST0425R; RST0430R; RST0435R; RST0720R; RST0725R;
RST0730R; RST0735R; RST1020R; RST1025R; RST1030R; RST1035R; RST1520R; RST1525R; RST1530R;
RST1535R; RST3020R; RST3025R; RST3030R; RST3035R; RPT0420R; RPT0425R; RPT0430R; RPT0435R;
RPT0720R; RPT0725R; RPT0730R; RPT0735R; RPT1020R; RPT1025R; RPT1030R; RPT1035R; RPT1520R;
RPT1525R; RPT1530R; RPT1535R; RPT3020R; RPT3025R; RPT3030R; RPT3035R; ST0420R; ST0425R;
ST0430R; ST0435R; ST0720R; ST0725R; ST0730R; ST0735R; ST1020R; ST1025R; ST1030R; ST1035R;
ST1520R; ST1525R; ST1530R; ST1535R; ST3020R; ST3025R; ST3030R; ST3035R; ST0420RGW0206;
ST0425RGW0206; ST0430RGW0206; ST0435RGW0206; ST0720RGW0206; ST0725RGW0206;
ST0730RGW0206; ST0735RGW0206; ST1020RGW0206; ST1025RGW0206; ST1030RGW0206;
ST1035RGW0206; ST1520RGW0206; ST1525RGW0206; ST1530RGW0206; ST1535RGW0206;
ST3020RGW0206; ST3025RGW0206; ST3030RGW0206; ST3035RGW0206; ST0420RGW0209;
ST0425RGW0209; ST0430RGW0209; ST0435RGW0209; ST0720RGW0209; ST0725RGW0209;
ST0730RGW0209; ST0735RGW0209; ST1020RGW0209; ST1025RGW0209; ST1030RGW0209;
ST1035RGW0209; ST1520RGW0209; ST1525RGW0209; ST1530RGW0209; ST1535RGW0209;
ST3020RGW0209; ST3025RGW0209; ST3030RGW0209; ST3035RGW0209; ST0420RGW0230;
ST0425RGW0230; ST0430RGW0230; ST0435RGW0230; ST0720RGW0230; ST0725RGW0230;
ST0730RGW0230; ST0735RGW0230; ST1020RGW0230; ST1025RGW0230; ST1030RGW0230;
ST1035RGW0230; ST1520RGW0230; ST1525RGW0230; ST1530RGW0230; ST1535RGW0230;
ST3020RGW0230; ST3025RGW0230; ST3030RGW0230; ST3035RGW0230; ST0420RGW0233;
ST0425RGW0233; ST0430RGW0233; ST0435RGW0233; ST0720RGW0233; ST0725RGW0233;
ST0730RGW0233; ST0735RGW0233; ST1020RGW0233; ST1025RGW0233; ST1030RGW0233;
ST1035RGW0233; ST1520RGW0233; ST1525RGW0233; ST1530RGW0233; ST1535RGW0233;
ST3020RGW0233; ST3025RGW0233; ST3030RGW0233; ST3035RGW0233; ST0420RGW0204;
ST0425RGW0204; ST0430RGW0204; ST0435RGW0204; ST0720RGW0204; ST0725RGW0204;
ST0730RGW0204; ST0735RGW0204; ST1020RGW0204; ST1025RGW0204; ST1030RGW0204;
ST1035RGW0204; ST1520RGW0204; ST1525RGW0204; ST1530RGW0204; ST1535RGW0204;
ST3020RGW0204; ST3025RGW0204; ST3030RGW0204; ST3035RGW0204; ST0420RGW0208;
ST0425RGW0208; ST0430RGW0208; ST0435RGW0208; ST0720RGW0208; ST0725RGW0208;
ST0730RGW0208; ST0735RGW0208; ST1020RGW0208; ST1025RGW0208; ST1030RGW0208;
ST1035RGW0208; ST1520RGW0208; ST1525RGW0208; ST1530RGW0208; ST1535RGW0208;
ST3020RGW0208; ST3025RGW0208; ST3030RGW0208; ST3035RGW0208; ST0420RGW0217;
ST0425RGW0217; ST0430RGW0217; ST0435RGW0217; ST0720RGW0217; ST0725RGW0217;
ST0730RGW0217; ST0735RGW0217; ST1020RGW0217; ST1025RGW0217; ST1030RGW0217;
ST1035RGW0217; ST1520RGW0217; ST1525RGW0217; ST1530RGW0217; ST1535RGW0217;
ST3020RGW0217; ST3025RGW0217; ST3030RGW0217; ST3035RGW0217; ST0420RGW0218;
ST0425RGW0218; ST0430RGW0218; ST0435RGW0218; ST0720RGW0218; ST0725RGW0218;
ST0730RGW0218; ST0735RGW0218; ST1020RGW0218; ST1025RGW0218; ST1030RGW0218;
ST1035RGW0218; ST1520RGW0218; ST1525RGW0218; ST1530RGW0218; ST1535RGW0218;
ST3020RGW0218; ST3025RGW0218; ST3030RGW0218; ST3035RGW0218; ST0420RGW0220;

RPT1530RGW0217; RPT1535RGW0217; RPT3020RGW0217; RPT3025RGW0217; RPT3030RGW0217;
RPT3035RGW0217; RPT0420RGW0218; RPT0425RGW0218; RPT0430RGW0218; RPT0435RGW0218;
RPT0720RGW0218; RPT0725RGW0218; RPT0730RGW0218; RPT0735RGW0218; RPT1020RGW0218;
RPT1025RGW0218; RPT1030RGW0218; RPT1035RGW0218; RPT1520RGW0218; RPT1525RGW0218;
RPT1530RGW0218; RPT1535RGW0218; RPT3020RGW0218; RPT3025RGW0218; RPT3030RGW0218;
RPT3035RGW0218; RPT0420RGW0220; RPT0425RGW0220; RPT0430RGW0220; RPT0435RGW0220;
RPT0720RGW0220; RPT0725RGW0220; RPT0730RGW0220; RPT0735RGW0220; RPT1020RGW0220;
RPT1025RGW0220; RPT1030RGW0220; RPT1035RGW0220; RPT1520RGW0220; RPT1525RGW0220;
RPT1530RGW0220; RPT1535RGW0220; RPT3020RGW0220; RPT3025RGW0220; RPT3030RGW0220;
RPT3035RGW0220; RPT0420RGW0221; RPT0425RGW0221; RPT0430RGW0221; RPT0435RGW0221;
RPT0720RGW0221; RPT0725RGW0221; RPT0730RGW0221; RPT0735RGW0221; RPT1020RGW0221;
RPT1025RGW0221; RPT1030RGW0221; RPT1035RGW0221; RPT1520RGW0221; RPT1525RGW0221;
RPT1530RGW0221; RPT1535RGW0221; RPT3020RGW0221; RPT3025RGW0221; RPT3030RGW0221;
RPT3035RGW0221; RPT0420RGW0228; RPT0425RGW0228; RPT0430RGW0228; RPT0435RGW0228;
RPT0720RGW0228; RPT0725RGW0228; RPT0730RGW0228; RPT0735RGW0228; RPT1020RGW0228;
RPT1025RGW0228; RPT1030RGW0228; RPT1035RGW0228; RPT1520RGW0228; RPT1525RGW0228;
RPT1530RGW0228; RPT1535RGW0228; RPT3020RGW0228; RPT3025RGW0228; RPT3030RGW0228;
RPT3035RGW0228; RPT0420RGW0232; RPT0425RGW0232; RPT0430RGW0232; RPT0435RGW0232;
RPT0720RGW0232; RPT0725RGW0232; RPT0730RGW0232; RPT0735RGW0232; RPT1020RGW0232;
RPT1025RGW0232; RPT1030RGW0232; RPT1035RGW0232; RPT1520RGW0232; RPT1525RGW0232;
RPT1530RGW0232; RPT1535RGW0232; RPT3020RGW0232; RPT3025RGW0232; RPT3030RGW0232;
RPT3035RGW0232; RPT0420RGW0241; RPT0425RGW0241; RPT0430RGW0241; RPT0435RGW0241;
RPT0720RGW0241; RPT0725RGW0241; RPT0730RGW0241; RPT0735RGW0241; RPT1020RGW0241;
RPT1025RGW0241; RPT1030RGW0241; RPT1035RGW0241; RPT1520RGW0241; RPT1525RGW0241;
RPT1530RGW0241; RPT1535RGW0241; RPT3020RGW0241; RPT3025RGW0241; RPT3030RGW0241;
RPT3035RGW0241; RPT0420RGW0242; RPT0425RGW0242; RPT0430RGW0242; RPT0435RGW0242;
RPT0720RGW0242; RPT0725RGW0242; RPT0730RGW0242; RPT0735RGW0242; RPT1020RGW0242;
RPT1025RGW0242; RPT1030RGW0242; RPT1035RGW0242; RPT1520RGW0242; RPT1525RGW0242;
RPT1530RGW0242; RPT1535RGW0242; RPT3020RGW0242; RPT3025RGW0242; RPT3030RGW0242;
RPT3035RGW0242; RPT0420RGW0244; RPT0425RGW0244; RPT0430RGW0244; RPT0435RGW0244;
RPT0720RGW0244; RPT0725RGW0244; RPT0730RGW0244; RPT0735RGW0244; RPT1020RGW0244;
RPT1025RGW0244; RPT1030RGW0244; RPT1035RGW0244; RPT1520RGW0244; RPT1525RGW0244;
RPT1530RGW0244; RPT1535RGW0244; RPT3020RGW0244; RPT3025RGW0244; RPT3030RGW0244;
RPT3035RGW0244; RPT0420RGW0245; RPT0425RGW0245; RPT0430RGW0245; RPT0435RGW0245;
RPT0720RGW0245; RPT0725RGW0245; RPT0730RGW0245; RPT0735RGW0245; RPT1020RGW0245;
RPT1025RGW0245; RPT1030RGW0245; RPT1035RGW0245; RPT1520RGW0245; RPT1525RGW0245;
RPT1530RGW0245; RPT1535RGW0245; RPT3020RGW0245; RPT3025RGW0245; RPT3030RGW0245;
RPT3035RGW0245; SD0420R; SD0425R; SD0430R; SD0435R; SD0720R; SD0725R; SD0730R; SD0735R;
SD1020R; SD1025R; SD1030R; SD1035R; SD1520R; SD1525R; SD1530R; SD1535R; SD3020R; SD3025R;
SD3030R; SD3035R; SD0420RGW0206; SD0425RGW0206; SD0430RGW0206; SD0435RGW0206;
SD0720RGW0206; SD0725RGW0206; SD0730RGW0206; SD0735RGW0206; SD1020RGW0206;
SD1025RGW0206; SD1030RGW0206; SD1035RGW0206; SD1520RGW0206; SD1525RGW0206;
SD1530RGW0206; SD1535RGW0206; SD3020RGW0206; SD3025RGW0206; SD3030RGW0206;
SD3035RGW0206; SD0420RGW0209; SD0425RGW0209; SD0430RGW0209; SD0435RGW0209;
SD0720RGW0209; SD0725RGW0209; SD0730RGW0209; SD0735RGW0209; SD1020RGW0209;
SD1025RGW0209; SD1030RGW0209; SD1035RGW0209; SD1520RGW0209; SD1525RGW0209;

SD0720RGW0242; SD0725RGW0242; SD0730RGW0242; SD0735RGW0242; SD1020RGW0242;
SD1025RGW0242; SD1030RGW0242; SD1035RGW0242; SD1520RGW0242; SD1525RGW0242;
SD1530RGW0242; SD1535RGW0242; SD3020RGW0242; SD3025RGW0242; SD3030RGW0242;
SD3035RGW0242; SD0420RGW0244; SD0425RGW0244; SD0430RGW0244; SD0435RGW0244;
SD0720RGW0244; SD0725RGW0244; SD0730RGW0244; SD0735RGW0244; SD1020RGW0244;
SD1025RGW0244; SD1030RGW0244; SD1035RGW0244; SD1520RGW0244; SD1525RGW0244;
SD1530RGW0244; SD1535RGW0244; SD3020RGW0244; SD3025RGW0244;
SD3030RGW0244;SD3035RGW0244; SD0420RGW0245; SD0425RGW0245; SD0430RGW0245;
SD0435RGW0245; SD0720RGW0245; SD0725RGW0245; SD0730RGW0245; SD0735RGW0245;
SD1020RGW0245; SD1025RGW0245; SD1030RGW0245; SD1035RGW0245; SD1520RGW0245;
SD1525RGW0245; SD1530RGW0245; SD1535RGW0245; SD3020RGW0245; SD3025RGW0245;
SD3030RGW0245; SD3035RGW0245; PD0420N; PD0425N; PD0430N; PD0435N; PD00720N; PD0725N;
PD0730N; PD0735N; PD1020N; PD1025N; PD1030N; PD1035N; PD1520N; PD1525N; PD1530N;
PD1535N;PD3020N; PD3025N; PD3030N; PD3035N; PD0420NGW0206; PD0425NGW0206;
PD0430NGW0206; PD0435NGW0206; PD0720NGW0206; PD0725NGW0206; PD0730NGW0206;
PD0735NGW0206; PD1020NGW0206; PD1025NGW0206; PD1030NGW0206; PD1035NGW0206;
PD1520NGW0206; PD1525NGW0206; PD1530NGW0206; PD1535NGW0206; PD3020NGW0206;
PD3025NGW0206; PD3030NGW0206; PD3035NGW0206; PD0420NGW0209; PD0425NGW0209;
PD0430NGW0209; PD0435NGW0209; PD0720NGW0209; PD0725NGW0209; PD0730NGW0209;
PD0735NGW0209; PD1020NGW0209; PD1025NGW0209; PD1030NGW0209; PD1035NGW0209;
PD1520NGW0209; PD1525NGW0209; PD1530NGW0209; PD1535NGW0209; PD3020NGW0209;
PD3025NGW0209; PD3030NGW0209; PD3035NGW0209; PD0420NGW0204; PD0425NGW0204;
PD0430NGW0204; PD0435NGW0204; PD0720NGW0204; PD0725NGW0204; PD0730NGW0204;
PD0735NGW0204; PD1020NGW0204; PD1025NGW0204; PD1030NGW0204; PD1035NGW0204;
PD1520NGW0204; PD1525NGW0204; PD1530NGW0204; PD1535NGW0204; PD3020NGW0204;
PD3025NGW0204; PD3030NGW0204; PD3035NGW0204; PD0420NGW0208; PD0425NGW0208;
PD0430NGW0208; PD0435NGW0208; PD0720NGW0208; PD0720NGW0208; PD0730NGW0208;
PD0735NGW0208; PD1020NGW0208; PD1025NGW0208; PD1030NGW0208; PD1035NGW0208;
PD1520NGW0208; PD1525NGW0208; PD1530NGW0208; PD1535NGW0208; PD3020NGW0208;
PD3025NGW0208; PD3030NGW0208; PD3035NGW0208; PD0420NGW0217; PD0425NGW0217;
PD0430NGW0217; PD0435NGW0217; PD0720NGW0217; PD0725NGW0217; PD0730NGW0217;
PD0735NGW0217; PD1020NGW0217; PD1025NGW0217;PD1030NGW0217; PD1035NGW0217;
PD1520NGW0217; PD1525NGW0217; PD1530NGW0217; PD1535NGW0217; PD3020NGW0217;
PD3025NGW0217; PD3030NGW0217; PD3035NGW0217; PD0420NGW0218; PD0425NGW0218;
PD0430NGW0218; PD0435NGW0218; PD0720NGW0218; PD0725NGW0218; PD0730NGW0218;
PD0735NGW0218; PD1020NGW0218; PD1025NGW0218; PD1030NGW0218; PD1035NGW0218;
PD1520NGW0218; PD1525NGW0218; PD1530NGW0218; PD1535NGW0218; PD3020NGW0218;
PD3025NGW0218; PD3030NGW0218; PD3035NGW0218; PD0420NGW0220; PD0425NGW0220;
PD0430NGW0220; PD0435NGW0220; PD0720NGW0220; PD0725NGW0220; PD0730NGW0220;
PD0735NGW0220; PD1020NGW0220; PD1025NGW0220; PD1030NGW0220; PD1035NGW0220;
PD1520NGW0220; PD1525NGW0220; PD1530NGW0220; PD1535NGW0220; PD3020NGW0220;
PD3025NGW0220; PD3030NGW0220; PD3035NGW0220; PD0420NGW0221; PD0425NGW0221;
PD0430NGW0221; PD0435NGW0221; PD0720NGW0221; PD0725NGW0221; PD0730NGW0221;
PD0735NGW0221; PD1020NGW0221; PD1025NGW0221; PD1030NGW0221; PD1035NGW0221;
PD1520NGW0221; PD1525NGW0221; PD1530NGW0221; PD1535NGW0221; PD3020NGW0221;
PD3025NGW0221; PD3030NGW0221; PD3035NGW0221; PD0420NGW0228; PD0425NGW0228;

PD0430NGW0228; PD0435NGW0228; PD0720NGW0228; PD0725NGW0228; PD0730NGW0228;
PD0735NGW0228; PD1020NGW0228; PD1025NGW0228; PD1030NGW0228; PD1035NGW0228;
PD1520NGW0228; PD1525NGW0228; PD1530NGW0228; PD1535NGW0228; PD3020NGW0228;
PD3025NGW0228; PD3030NGW0228; PD3035NGW0228; PD0420NGW0230; PD0425NGW0230;
PD0430NGW0230; PD0435NGW0230; PD0720NGW0230; PD0725NGW0230; PD0730NGW0230;
PD0735NGW0230; PD1020NGW0230; PD1025NGW0230; PD1030NGW0230; PD1035NGW0230;
PD1520NGW0230; PD1525NGW0230; PD1530NGW0230; PD1535NGW0230; PD3020NGW0230;
PD3025NGW0230; PD3030NGW0230; PD3035NGW0230; PD0420NGW0232; PD0425NGW0232;
PD0430NGW0232; PD0435NGW0232; PD0720NGW0232; PD0725NGW0232; PD0730NGW0232;
PD0735NGW0232; PD1020NGW0232; PD1025NGW0232; PD1030NGW0232; PD1035NGW0232;
PD1520NGW0232; PD1525NGW0232; PD1530NGW0232; PD1535NGW0232; PD3020NGW0232;
PD3025NGW0232; PD3030NGW0232; PD3035NGW0232; PD0420NGW0233; PD0425NGW0233;
PD0430NGW0233; PD0435NGW0233; PD0720NGW0233; PD0725NGW0233; PD0730NGW0233;
PD0735NGW0233; PD1020NGW0233; PD1025NGW0233; PD1030NGW0233; PD1035NGW0233;
PD1520NGW0233; PD1525NGW0233; PD1530NGW0233; PD1535NGW0233; PD3020NGW0233;
PD3025NGW0233; PD3030NGW0233; PD3035NGW0233; PD0420NGW0241; PD0425NGW0241;
PD0430NGW0241; PD0435NGW0241; PD0720NGW0241; PD0725NGW0241; PD0730NGW0241;
PD0735NGW0241; PD1020NGW0241; PD1025NGW0241; PD1030NGW0241; PD1035NGW0241;
PD1520NGW0241; PD1525NGW0241; PD1530NGW0241; PD1535NGW0241; PD3020NGW0241;
PD3025NGW0241; PD3030NGW0241; PD3035NGW0241; PD0420NGW0242; PD0425NGW0242;
PD0430NGW0242; PD0435NGW0242; PD0720NGW0242; PD0725NGW0242; PD0730NGW0242;
PD0735NGW0242; PD1020NGW0242; PD1025NGW0242; PD1030NGW0242; PD1035NGW0242;
PD1520NGW0242; PD1525NGW0242; PD1530NGW0242; PD1535NGW0242; PD3020NGW0242;
PD3025NGW0242; PD3030NGW0242; PD3035NGW0242; PD0420NGW0244; PD0425NGW0244;
PD0430NGW0244; PD0435NGW0244; PD0720NGW0244; PD0725NGW0244; PD0730NGW0244;
PD0735NGW0244; PD1020NGW0244; PD1025NGW0244; PD1030NGW0244; PD1035NGW0244;
PD1520NGW0244; PD1525NGW0244; PD1530NGW0244; PD1535NGW0244; PD3020NGW0244;
PD3025NGW0244; PD3030NGW0244; PD3035NGW0244; PD0420NGW0245; PD0425NGW0245;
PD0430NGW0245; PD0435NGW0245; PD0720NGW0245; PD0725NGW0245; PD0730NGW0245;
PD0735NGW0245; PD1020NGW0245; PD1025NGW0245; PD1030NGW0245; PD1035NGW0245;
PD1520NGW0245; PD1525NGW0245; PD1530NGW0245; PD1535NGW0245; PD3020NGW0245;
PD3025NGW0245; PD3030NGW0245; PD3035NGW0245; PD0420R; PD0425R; PD0430R; PD0435R;
PD0720R; PD0725R; PD0730R; PD0735R; PD1020R; PD1025R; PD1030R; PD1035R; PD1520R; PD1525R;
PD1530R; PD1535R; PD3020R; PD3025R; PD3030R; PD3035R; PD0420RGW0206; PD0425RGW0206;
PD0430RGW0206; PD0435RGW0206; PD0720RGW0206; PD0725RGW0206; PD0730RGW0206;
PD0735RGW0206; PD1020RGW0206; PD1025RGW0206; PD1030RGW0206; PD1035RGW0206;
PD1520RGW0206; PD1525RGW0206; PD1530RGW0206; PD1535RGW0206; PD3020RGW0206;
PD3025RGW0206; PD3030RGW0206; PD3035RGW0206; PD0420RGW0209; PD0425RGW0209;
PD0430RGW0209; PD0435RGW0209; PD0720RGW0209; PD0725RGW0209; PD0730RGW0209;
PD0735RGW0209; PD1020RGW0209; PD1025RGW0209; PD1030RGW0209; PD1035RGW0209;
PD1520RGW0208; PD1525RGW0209; PD1530RGW0209; PD1535RGW0209; PD3020RGW0209;
PD3025RGW0209; PD3030RGW0209; PD3035RGW0209; PD0420RGW0204; PD0425RGW0204;
PD0430RGW0204; PD0435RGW0204; PD0720RGW0204; PD0725RGW0204; PD0730RGW0204;
PD0735RGW0204; PD1020RGW0204; PD1025RGW0204; PD1030RGW0204; PD1035RGW0204;
PD1520RGW0204; PD1525RGW0204; PD1530RGW0204; PD1535RGW0204;
PD3020RGW0204; PD3025RGW0204; PD3030RGW0204; PD3035RGW0204; PD0420RGW0208;

PD1035RGW0244; PD1520RGW0244; PD1525RGW0244; PD1530RGW0244; PD1535RGW0244;
PD3020RGW0244; PD3025RGW0244; PD3030RGW0244; PD3035RGW0244; PD0420RGW0245;
PD0425RGW0245; PD0430RGW0245; PD0435RGW0245; PD0720RGW0245; PD0725RGW0245;
PD0730RGW0245; PD0735RGW0245; PD1020RGW0245; PD1075RGW0245; PD1030RGW0245;
PD1035RGW0245; PD1520RGW0245; PD1525RGW0245; PD1530RGW0245; PD1535RGW0245;
PD3020RGW0245; PD3025RGW0245; PD3030RGW0245; PD3035RGW0245; PT0420N; PT0425N; PT0430N;
PT0435N; PT0720N; PT0725N; PT0730N; PT0735N; PT1020N; PT1025N; PT1030N; PT1035N; PT1520N;
PT1525N; PT1530N; PT1535N; PT3020N; PT3025N; PT3030N; PT3035N; PT0420NGW0206;
PT0425NGW0206; PT0430NGW0206; PT0435NGW0206; PT0720NGW0206; PT0725NGW0206;
PT0730NGW0206; PT0735NGW0206; PT1020NGW0206; PT1025NGW0206; PT1030NGW0206;
PT1035NGW0206; PT1520NGW0206; PT1525NGW0206; PT1530NGW0206; PT1535NGW0206;
PT3020NGW0206; PT3035NGW0206; PT3030NGW0206; PT3035NGW0206; PT0420NGW0209;
PT0425NGW0209; PT0430NGW0209; PT0435NGW0209; PT0720NGW0209; PT0725NGW0209;
PT0730NGW0209; PT0735NGW0209; PT1020NGW0209; PT1025NGW0209; PT1030NGW0209;
PT1035NGW0209; PT1520NGW0209; PT1525NGW0209; PT1530NGW0209; PT1535NGW0209;
PT3020NGW0209; PT3025NGW0209; PT3030NGW0209; PT3035NGW0209; PT0420NGW0204;
PT0425NGW0204; PT0430NGW0204; PT0435NGW0204; PT0720NGW0204; PT0725NGW0204;
PT0730NGW0204; PT0735NGW0204; PT1020NGW0204; PT1025NGW0204; PT1030NGW0204;
PT1035NGW0204; PT1520NGW0204; PT1525NGW0204; PT1530NGW0204; PT1535NGW0204;
PT3020NGW0204; PT3025NGW0204; PT3030NGW0204; PT3035NGW0204; PT0420NGW0208;
PT0425NGW0208; PT0430NGW0208; PT0435NGW0208; PT0720NGW0208; PT0720NGW0208;
PT0730NGW0208; PT0735NGW0208; PT1020NGW0208; PT1025NGW0208; PT1030NGW0208;
PT1035NGW0208; PT1520NGW0208; PT1525NGW0208; PT1530NGW0208; PT1535NGW0208;
PT3020NGW0208; PT3025NGW0208; PT3030NGW0208; PT3035NGW0208; PT0420NGW0217;
PT0425NGW0217; PT0430NGW0217; PT0435NGW0217; PT0720NGW0217; PT0725NGW0217;
PT0730NGW0217; PT0735NGW0217; PT1020NGW0217; PT1025NGW0217; PT1030NGW0217;
PT1035NGW0217; PT1520NGW0217; PT1525NGW0217; PT1530NGW0217; PT1535NGW0217;
PT3020NGW0217; PT3025NGW0217; PT3030NGW0217; PT3035NGW0217; PT0420NGW0218;
PT0425NGW0218; PT0430NGW0218; PT0435NGW0218; PT0720NGW0218; PT0725NGW0218;
PT0730NGW0218; PT0735NGW0218; PT1020NGW0218; PT1025NGW0218; PT1030NGW0218;
PT1035NGW0218; PT1520NGW0218; PT1525NGW0218; PT1530NGW0218; PT1535NGW0218;
PT3020NGW0218; PT3025NGW0218; PT3030NGW0218; PT3035NGW0218; PT0420NGW0220;
PT0425NGW0220; PT0430NGW0220; PT0435NGW0220; PT0720NGW0220; PT0725NGW0220;
PT0730NGW0220; PT0725NGW0220; PT1020NGW0220; PT1025NGW0220; PT1030NGW0220;
PT1035NGW0220; PT1520NGW0220; PT1525NGW0220; PT1530NGW0220; PT1535NGW0220;
PT3020NGW0220; PT3025NGW0220; PT3030NGW0220; PT3035NGW0220; PT0420NGW0221;
PT0425NGW0221; PT0430NGW0221; PT0435NGW0221; PT0720NGW0221; PT0725NGW0221;
PT0730NGW0221; PT0735NGW0221; PT1020NGW0221; PT1025NGW0221; PT1030NGW0221;
PT1035NGW0221; PT1520NGW0221; PT1525NGW0221; PT1530NGW0221; PT1535NGW0221;
PT3020NGW0221; PT3025NGW0221; PT3030NGW0221; PT3035NGW0221; PT0420NGW0228;
PT0425NGW0228; PT0430NGW0228; PT0435NGW0228; PT0720NGW0228; PT0725NGW0228;
PT0735NGW0228; PT0735NGW0228; PT1020NGW0228; PT1025NGW0228; PT1030NGW0228;
PT1035NGW0228; PT1520NGW0228; PT1525NGW0228; PT1530NGW0228; PT1535NGW0228;
PT3020NGW0228; PT3025NGW0228; PT3030NGW0228; PT3035NGW0228; PT0420NGW0230;
PT0425NGW0230; PT0430NGW0230; PT0435NGW0230; PT0720NGW0230; PT0725NGW0230;
PT0730NGW0230; PT0735NGW0230; PT1020NGW0230; PT1025NGW0230; PT1030NGW0230;

PT1035NGW0230; PT1520NGW0230; PT1525NGW0230; PT1530NGW0230; PT1535NGW0230;
PT3020NGW0230; PT3025NGW0230; PT3030NGW0230; PT3035NGW0230; PT0420NGW0232;
PT0425NGW0232; PT0430NGW0232; PT0435NGW0232; PT0720NGW0232; PT0725NGW0232;
PT0730NGW0232; PT0735NGW0232; PT1020NGW0232; PT1025NGW0232; PT1030NGW0232;
PT1035NGW0232; PT1520NGW0232; PT1525NGW0232; PT1530NGW0232; PT1535NGW0232;
PT3020NGW0232; PT3025NGW0232; PT3030NGW0232; PT3035NGW0232; PT0420NGW0233;
PT0425NGW0233; PT0430NGW0233; PT0435NGW0233; PT0720NGW0233; PT0725NGW0233;
PT0730NGW0233; PT0735NGW0233; PT1020NGW0233; PT1025NGW0233; PT1030NGW0233;
PT1035NGW0233; PT1520NGW0233; PT1525NGW0233; PT1530NGW0233; PT1535NGW0233;
PT3020NGW0233; PT3025NGW0233; PT3030NGW0233; PT3035NGW0233; PT0420NGW0241;
PT0425NGW0241; PT0430NGW0241; PT0435NGW0241; PT0720NGW0241; PT0725NGW0241;
PT0730NGW0241; PT0735NGW0241; PT1020NGW0241; PT1025NGW0241; PT1030NGW0241;
PT1035NGW0241; PT1520NGW0241; PT1525NGW0241; PT1530NGW0241; PT1535NGW0241;
PT3020NGW0241; PT3025NGW0241; PT3030NGW0241; PT3035NGW0241; PT0420NGW0242;
PT0425NGW0242; PT0430NGW0242; PT0435NGW0242; PT0720NGW0242; PT0725NGW0242;
PT0730NGW0242; PT0735NGW0242; PT1020NGW0242; PT1025NGW0242; PT1030NGW0242;
PT1035NGW0242; PT1520NGW0242; PT1525NGW0242; PT1530NGW0242; PT1535NGW0242;
PT3020NGW0242; PT3025NGW0242; PT3030NGW0242; PT3035NGW0242; PT0420NGW0244;
PT0425NGW0244; PT0430NGW0244; PT0435NGW0244; PT0720NGW0244; PT0725NGW0244;
PT0730NGW0244; PT0735NGW0244; PT1020NGW0244; PT1025NGW0244; PT1030NGW0244;
PT1035NGW0244; PT1520NGW0244; PT1525NGW0244; PT1530NGW0244; PT1535NGW0244;
PT3020NGW0244; PT3025NGW0244; PT3030NGW0244; PT3035NGW0244; PT0420NGW0245;
PT0425NGW0245; PT0430NGW0245; PT0435NGW0245; PT0720NGW0245; PT0725NGW0245;
PT0730NGW0245; PT0735NGW0245; PT1020NGW0245; PT1025NGW0245; PT1030NGW0245;
PT1035NGW0245; PT1520NGW0245; PT1525NGW0245; PT1530NGW0245; PT1535NGW0245;
PT3020NGW0245; PT3025NGW0245; PT3030NGW0245; PT3035NGW0245; PT0420R; PT0425R; PT0430R;
PT0435R; PT0720R; PT0725R; PT0730R; PT0735R; PT1020R; PT1025R; PT1030R; PT1035R; PT1520R;
PT1525R; PT1530R; PT1535R; PT3020R; PT3025R; PT3030R; PT3035R; PT0420RGW0206;
PT0425RGW0206; PT0430RGW0206; PT0435RGW0206; PT0720RGW0206; PT0725RGW0206;
PT0730RGW0206; PT0735RGW0206; PT1020RGW0206; PT1025RGW0206; PT1030RGW0206;
PT1035RGW0206; PT1520RGW0206; PT1525RGW0206; PT1530RGW0206; PT1535RGW0206;
PT3020RGW0206; PT3025RGW0206; PT3030RGW0206; PT3035RGW0206; PT0420RGW0209;
PT0425RGW0209; PT0430RGW0209; PT0435RGW0209; PT0720RGW0209; PT0725RGW0209;
PT0730RGW0209; PT0735RGW0209; PT1020RGW0209; PT1025RGW0209; PT1030RGW0209;
PT1035RGW0209; PT1520RGW0209; PT1525RGW0209; PT1530RGW0209; PT1535RGW0209;
PT3020RGW0209; PT3025RGW0209; PT3030RGW0209; PT3035RGW0209; PT0420RGW0204;
PT0425RGW0204; PT0430RGW0204; PT0435RGW0204; PT0720RGW0204; PT0725RGW0204;
PT0730RGW0204; PT0735RGW0204; PT1020RGW0204; PT1025RGW0204; PT1030RGW0204;
PT1035RGW0204; PT1520RGW0204; PT1525RGW0204; PT1530RGW0204; PT1535RGW0204;
PT3020RGW0204; PT3025RGW0204; PT3030RGW0204; PT3035RGW0204; PT0420RGW0208;
PT0425RGW0208; PT0430RGW0208; PT0435RGW0208; PT0720RGW0208; PT0725RGW0208;
PT0730RGW0208; PT0735RGW0208; PT1020RGW0208; PT1025RGW0208; PT1030RGW0208;
PT1035RGW0208; PT1520RGW0208; PT1525RGW0208; PT1530RGW0208; PT1535RGW0208;
PT3020RGW0208; PT3025RGW0208; PT3030RGW0208; PT3035RGW0208; PT0420RGW0217;
PT0425RGW0217; PT0430RGW0217; PT0435RGW0217; PT0720RGW0217; PT0725RGW0217;
PT0730RGW0217; PT0735RGW0217; PT1020RGW0217; PT1025RGW0217; PT1030RGW0217;

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Este dispositivo se utiliza para la canulación del sistema ductal y para la esfinterotomía.

Período de vida útil: 3 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: No Aplica

Forma de presentación: Por Unidad

Método de esterilización: Oxido de etileno

Nombre del fabricante:

Leo Medical Co., Ltd.

Lugar de elaboración:

1st and 2nd Floor, No. 10 Building, 18 Huashan Road, 213022 Changzhou City, Jiangsu Province, República Popular China

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1737-37 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-000229-24-4

N° Identificador Trámite: 55838

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta Maria
Date: 2024.02.14 17:43:54 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.02.14 17:43:56 -03:00