



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 7081

BUENOS AIRES, 28 JUN 2017

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-6615-16-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma BRAIN MEDICAL DE REVELLO OSCAR ALEJANDRO solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-893-15, denominado Implantes para Osteosíntesis, marca Surgival.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-893-15, correspondiente al producto médico denominado Implantes para Osteosíntesis, marca Surgival, propiedad de la firma BRAIN MEDICAL DE REVELLO OSCAR ALEJANDRO obtenido a través de la Disposición



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

DISPOSICIÓN N° 7081

ANMAT N° 2277 de fecha 23 de abril de 2012, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-893-15, denominado Implantes para Osteosíntesis, marca Surgival.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-893-15.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición y conjuntamente con su Anexo, Rótulos e Instrucciones de uso autorizados; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-6615-16-6

DISPOSICIÓN N°

eb

7081

  
Dr. ROBERTO LERA  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

### ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **708**, a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-893-15 y de acuerdo a lo solicitado por la firma BRAIN MEDICAL DE REVELLO OSCAR ALEJANDRO, la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico del producto médico: Implantes para Osteosíntesis

Marca: Surgival

Disposición Autorizante de RPPTM: N° 2277/12.

Tramitado por expediente N° 1-47-16253/11-9.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	23 de abril de 2017	23 de abril de 2022
Modelo/s	Tornillos cortical, esponjosa, maleolar, Schanz, canulado, interferencial; placas estrechas, ancha, semitubular, pequeños fragmentos, fragmentos múltiples, miniplaca para epífisis, placa trébol, condilar, cuchara, en "T", en "L", osteotomía intertrocantérea, placa pertrocantérea; placas-clavos: sistema de placa-clavo DB-Test placa tubo autocompresión DB- Test, tornillo deslizante, tornillo de compresión; agujas, clavos y alfileres, aguja de Kirschner,	Implantes B3200006 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=6mm B3200007 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=7mm B3200008 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=8mm B3200009 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=9mm B3200010 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=10mm B3200011 TORNILLO



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

	<p>clavo intramedular bastón, clavo intramedular Ender Flexible, clavo intramedular flexible para húmero, clavo Steinmann, alfiler de Palmer; Sistema de clavo de fijación intramedular LNS-GT, Tornillo LNS-GT compresión, Tornillo LNS-GT proximal, Tornillo LNS- GT distal, tapón clavo LNS-GT; Grapas Blount, Coventry para osteotomía, H. Ros, americana para ligamentos; otros productos para osteosíntesis arandela tuerca, alambre de cerclaje y perno.</p>	<p>CORTICAL Ø1,5mm L=11mm B3200012 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=12mm B3200013 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=13mm B3200014 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=14mm B3200015 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=15mm B3200016 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=16mm B3200017 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=17mm B3200018 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=18mm B3200019 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=19mm B3200020 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=20mm B3200021 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=21mm B3200022 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=22mm B3200023 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=23mm B3200024 TORNILLO CORTICAL Ø1,5mm L=24mm B3200206 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE</p>
--	---	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		Ø1,5 L=6mm B3200207 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=7mm B3200208 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=8mm B3200209 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=9mm B3200210 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=10mm B3200211 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=11mm B3200212 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=12mm B3200213 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=13mm B3200214 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=14mm B3200215 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=15mm B3200216 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=16mm B3200217 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=17mm B3200218 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø1,5 L=18mm B3200219 TORNILLO CORTICAL
--	--	--

2

1



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		AUTORROSCANTE Ø1,5 L=19mm B3200220 TORNILLO CORTICAL
		AUTORROSCANTE Ø1,5 L=20mm B3200221 TORNILLO CORTICAL
		AUTORROSCANTE Ø1,5 L=21mm B3200222 TORNILLO CORTICAL
		AUTORROSCANTE Ø1,5 L=22mm B3200223 TORNILLO CORTICAL
		AUTORROSCANTE Ø1,5 L=23mm B3200224 TORNILLO CORTICAL
		AUTORROSCANTE Ø1,5 L=24mm B3300006 TORNILLO CORTICAL Ø 2,0mm L=6mm
		B3300008 TORNILLO CORTICAL Ø 2,0mm L=8mm
		B3300010 TORNILLO CORTICAL Ø 2,0mm L=10mm
		B3300012 TORNILLO CORTICAL Ø 2,0mm L=12mm
		B3300014 TORNILLO CORTICAL Ø 2,0mm L=14mm
		B3300016 TORNILLO CORTICAL Ø 2,0mm L=16mm
		B3300018 TORNILLO CORTICAL Ø 2,0mm L=18mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3300020	TORNILLO
		CORTICAL	Ø 2,0mm
		L=20mm	
		B3300022	TORNILLO
		CORTICAL	Ø 2,0mm
		L=22mm	
		B3300024	TORNILLO
		CORTICAL	Ø 2,0mm
		L=24mm	
		B3300026	TORNILLO
		CORTICAL	Ø 2,0mm
		L=26mm	
		B3300028	TORNILLO
		CORTICAL	Ø 2,0mm
		L=28mm	
		B3300030	TORNILLO
		CORTICAL	Ø 2,0mm
		L=30mm	
		B3300206	TORNILLO
		CORTICAL	
		AUTORROSCANTE	Ø 2mm
		L=6mm	
		B3300208	TORNILLO
		CORTICAL	
		AUTORROSCANTE	Ø 2mm
		L=8mm	
		B3300210	TORNILLO
		CORTICAL	
		AUTORROSCANTE	Ø 2mm
		L=10mm	
		B3300212	TORNILLO
		CORTICAL	
		AUTORROSCANTE	Ø 2mm
		L=12mm	
		B3300214	TORNILLO
		CORTICAL	
		AUTORROSCANTE	Ø 2mm
		L=14mm	
		B3300216	TORNILLO
		CORTICAL	
		AUTORROSCANTE	Ø 2mm
		L=16mm	
		B3300218	TORNILLO
		CORTICAL	
		AUTORROSCANTE	Ø 2mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=18mm B3300220 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 2mm L=20mm B3300222 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 2mm L=22mm B3300224 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 2mm L=24mm B3300226 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 2mm L=26mm B3300228 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 2mm L=28mm F3300230 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 2mm L=30mm B3302006 TORNILLO CORTICAL Ø 2,7mm L=6mm B3302008 TORNILLO CORTICAL Ø 2,7mm L=8mm B3302010 TORNILLO CORTICAL Ø 2,7mm L=10mm B3302012 TORNILLO CORTICAL Ø 2,7mm L=12mm B3302014 TORNILLO CORTICAL Ø 2,7mm L=14mm B3302016 TORNILLO CORTICAL Ø 2,7mm L=16mm
--	--	--





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3302018	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm	
		L=18mm	
		B3302020	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm	
		L=20mm	
		B3302022	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm	
		L=22mm	
		B3302024	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm	
		L=24mm	
		B3302026	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm	
		L=26mm	
		B3302028	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm	
		L=28mm	
		B3302030	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm L=30mm	
		B3302032	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm L=32mm	
		B3302034	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm L=34mm	
		B3302036	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm L=36mm	
		B3302038	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm L=38mm	
		B3302040	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm L=40mm	
		B3302042	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm L=42mm	
		B3302044	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm L=44mm	
		B3302046	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm L=46mm	
		B3302048	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm L=48mm	
		B3302050	TORNILLO
		CORTICAL Ø 2,7mm L=50mm	
		B3302206	TORNILLO
		CORTICAL AUTORROSCANTE	
		Ø2,7mm L=6mm	
		B3302208	TORNILLO
		CORTICAL AUTORROSCANTE	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		Ø2,7mm L=8mm B3302210 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=10mm B3302212 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=12mm B3302214 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=14mm B3302216 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=16mm B3302218 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=18mm B3302220 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=20mm B3302222 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=22mm B3302224 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=24mm B3302226 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=26mm B3302228 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=28mm B3302230 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=30mm B3302232 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=32mm B3302234 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=34mm B3302236 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=36mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3302238 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=38mm	
		B3302240 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=40mm	
		B3302242 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=42mm	
		B3302244 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=44mm	
		B3302246 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=46mm	
		B3302248 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=48mm	
		B3302250 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø2,7mm L=50mm	
		B3303010 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=10mm	
		B3303012 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=12mm	
		B3303014 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=14mm	
		B3303016 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=16mm	
		B3303018 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=18mm	
		B3303020 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=20mm	
		B3303022 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=22mm	
		B3303024 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=24mm	



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		B3303026 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=26mm
		B3303028 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=28mm
		B3303030 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=30mm
		B3303032 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=32mm
		B3303034 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=34mm
		B3303036 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=36mm
		B3303038 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=38mm
		B3303040 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=40mm
		B3303042 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=42mm
		B3303044 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=44mm
		B3303045 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=45mm
		B3303046 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=46mm
		B3303048 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=48mm
		B3303050 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=50mm
		F3303055 TORNILLO



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=55mm F3303060 TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=60mm F3303065 TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=65mm F3303070 TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=70mm F3303075 TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=75mm F3303080 TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=80mm F3303085 TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=85mm F3303090 TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=90mm F3303095 TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=95mm F3303100 TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=100mm F3303105 TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=105mm F3303110 TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,25mm L=110mm B3303210 TORNILLO
		CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=10mm B3303212 TORNILLO
		CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=12mm B3303214 TORNILLO
		CORTICAL AUTORROSCANTE



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Ø3,5mm L=14mm B3303216 CORTICAL	PASO TORNILLO AUTORROSCANTE	1,25mm
		Ø3,5mm L=16mm B3303218 CORTICAL	PASO TORNILLO AUTORROSCANTE	1,25mm
		Ø3,5mm L=18mm B3303220 CORTICAL	PASO TORNILLO AUTORROSCANTE	1,25mm
		Ø3,5mm L=20mm B3303222 CORTICAL	PASO TORNILLO AUTORROSCANTE	1,25mm
		Ø3,5mm L=22mm B3303224 CORTICAL	PASO TORNILLO AUTORROSCANTE	1,25mm
		Ø3,5mm L=24mm B3303226 CORTICAL	PASO TORNILLO AUTORROSCANTE	1,25mm
		Ø3,5mm L=26mm B3303228 CORTICAL	PASO TORNILLO AUTORROSCANTE	1,25mm
		Ø3,5mm L=28mm B3303230 CORTICAL	PASO TORNILLO AUTORROSCANTE	1,25mm
		Ø3,5mm L=30mm B3303232 CORTICAL	PASO TORNILLO AUTORROSCANTE	1,25mm
		Ø3,5mm L=32mm B3303234 CORTICAL	PASO TORNILLO AUTORROSCANTE	1,25mm
		Ø3,5mm L=34mm B3303236 TORNILLO	PASO	1,25mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		CORTICAL Ø3,5mm L=36mm B3303238	AUTORROSCANTE PASO 1,25mm TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm L=38mm B3303240	AUTORROSCANTE PASO 1,25mm TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm L=40mm B3303242	AUTORROSCANTE PASO 1,25mm TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm L=42mm B3303244	AUTORROSCANTE PASO 1,25mm TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm L=44mm B3303245	AUTORROSCANTE PASO 1,25mm TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm L=45mm B3303246	AUTORROSCANTE PASO 1,25mm TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm L=46mm B3303248	AUTORROSCANTE PASO 1,25mm TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm L=48mm B3303250	AUTORROSCANTE PASO 1,25mm TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm L=50mm B3303255	AUTORROSCANTE PASO 1,25mm TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm L=55mm B3303260	AUTORROSCANTE PASO 1,25mm TORNILLO
		CORTICAL Ø3,5mm L=60mm F3303265	AUTORROSCANTE PASO 1,25mm TORNILLO
		CORTICAL	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=65mm F3303270 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=70mm F3303275 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=75mm B3303280 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=80mm B3303285 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=85mm B3303290 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=90mm B3303295 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=95mm F3303300 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=100mm F3303305 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=105mm F3303310 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,25mm L=110mm F3304008 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=8mm B3304010 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO
--	--	--





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		1,75mm L=10mm B3304012 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=12mm B3304014 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=14mm B3304016 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=16mm B3304018 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=18mm F3304019 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=19mm B3304020 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=20mm F3304021 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=21mm B3304022 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=22mm F3304023 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=23mm B3304024 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=24mm B3304025 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=25mm B3304026 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=26mm B3304027 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=27mm B3304028 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=28mm B3304029 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO
--	--	--

E  
 A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		1,75mm L=29mm B3304030 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=30mm B3304032 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=32mm B3304034 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=34mm B3304036 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=36mm B3304038 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=38mm B3304040 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=40mm F3304042 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=42mm F3304044 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=44mm F3304045 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=45mm F3304046 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=46mm F3304048 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=48mm F3304050 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=50mm F3304052 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=52mm F3304055 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=55mm
--	--	---

E  
 A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		F3304060 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=60mm
		F3304065 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=65mm
		F3304070 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=70mm
		F3304075 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=75mm
		F3304080 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=80mm
		F3304085 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=85mm
		F3304090 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=90mm
		F3304095 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=95mm
		F3304100 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=100mm
		F3304105 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=105mm
		F3304110 TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm PASO 1,75mm L=110mm
		B3304208 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm L=8mm
		B3304210 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm L=10mm
		B3304212 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm L=12mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		B3304214	TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm L=14mm	AUTORROSCANTE PASO 1,75mm
		B3304216	TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm L=16mm	AUTORROSCANTE PASO 1,75mm
		B3304218	TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm L=18mm	AUTORROSCANTE PASO 1,75mm
		B3304219	TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm L=19mm	AUTORROSCANTE PASO 1,75mm
		B3304220	TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm L=20mm	AUTORROSCANTE PASO 1,75mm
		B3304221	TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm L=21mm	AUTORROSCANTE PASO 1,75mm
		B3304222	TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm L=22mm	AUTORROSCANTE PASO 1,75mm
		B3304223	TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm L=23mm	AUTORROSCANTE PASO 1,75mm
		B3304224	TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm L=24mm	AUTORROSCANTE PASO 1,75mm
		B3304225	TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm L=25mm	AUTORROSCANTE PASO 1,75mm
		B3304226	TORNILLO CORTICAL Ø3,5mm	AUTORROSCANTE PASO 1,75mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=26mm B3304227 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm
		L=27mm B3304228 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm
		L=28mm B3304229 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm
		L=29mm B3304230 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm
		L=30mm B3304232 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm
		L=32mm B3304234 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm
		L=34mm B3304236 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm
		L=36mm B3304238 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm
		L=38mm B3304240 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm
		L=40mm F3304242 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm
		L=42mm F3304244 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø3,5mm PASO 1,75mm
		L=44mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3304245	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=45mm	
		F3304246	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=46mm	
		F3304248	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=48mm	
		B3304250	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=50mm	
		B3304252	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=52mm	
		B3304255	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=55mm	
		F3304260	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=60mm	
		F3304265	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=65mm	
		F3304270	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=70mm	
		B3304275	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=75mm	
		B3304280	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=80mm	
		B3304285	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=85mm	
		B3304290	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=90mm	
		B3304295	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=95mm	
		B3304300	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=100mm	
		B3304305	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=105mm	
		B3304310	TORNILLO
		CORTICAL	AUTORROSCANTE
		Ø3,5mm	PASO 1,75mm
		L=110mm	
		B3307010	TORNILLO
		CORTICAL	Ø4,5mm PASO
		1,75mm L=10mm	
		B3307012	TORNILLO
		CORTICAL	Ø4,5mm PASO
		1,75mm L=12mm	
		B3307014	TORNILLO
		CORTICAL	Ø4,5mm PASO
		1,75mm L=14mm	
		B3307016	TORNILLO
		CORTICAL	Ø4,5mm PASO
		1,75mm L=16mm	
		B3307018	TORNILLO
		CORTICAL	Ø4,5mm PASO
		1,75mm L=18mm	
		B3307020	TORNILLO
		CORTICAL	Ø4,5mm PASO
		1,75mm L=20mm	
		B3307022	TORNILLO
		CORTICAL	Ø4,5mm PASO



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		1,75mm L=22mm	
		B3307024 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=24mm	
		B3307026 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=26mm	
		B3307028 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=28mm	
		B3307030 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=30mm	
		B3307032 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=32mm	
		B3307034 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=34mm	
		F3307035 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=35mm	
		B3307036 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=36mm	
		B3307038 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=38mm	
		B3307040 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=40mm	
		B3307042 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=42mm	
		B3307044 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=44mm	
		F3307045 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=45mm	
		B3307046 TORNILLO	
		CORTICAL Ø4,5mm	PASO
		1,75mm L=46mm	





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		B3307048 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=48mm
		B3307050 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=50mm
		B3307052 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=52mm
		B3307054 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=54mm
		B3307055 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=55mm
		B3307056 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=56mm
		B3307058 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=58mm
		B3307060 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=60mm
		B3307062 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=62mm
		B3307064 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=64mm
		F3307065 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=65mm
		B3307066 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=66mm
		B3307068 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=68mm
		B3307070 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=70mm
		F3307072 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=72mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		B3307075 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=75mm
		B3307080 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=80mm
		B3307085 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=85mm
		B3307090 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=90mm
		B3307095 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=95mm
		B3307100 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=100mm
		F3307105 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=105mm
		F3307110 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=110mm
		B3307115 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=115mm
		F3307120 TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm PASO 1,75mm L=120mm
		F3308010 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=10mm
		B3308012 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=12mm
		B3308014 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=14mm
		B3308016 TORNILLO



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=16mm B3308018 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=18mm B3308020 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=20mm B3308022 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=22mm B3308024 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=24mm B3308026 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=26mm B3308028 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=28mm B3308030 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=30mm B3308032 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=32mm B3308034 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=34mm B3308035 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=35mm B3308036 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

	4,5mm PASO 1,75mm L=36mm B3308038 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=38mm B3308040 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=40mm B3308042 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=42mm B3308044 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=44mm B3308045 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=45mm B3308046 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=46mm B3308048 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=48mm B3308050 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=50mm B3308052 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=52mm B3308054 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=54mm B3308055 TORNILLO
--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=55mm B3308056 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=56mm B3308058 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=58mm B3308060 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=60mm B3308062 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=62mm B3308064 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=64mm B3308065 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=65mm B3308066 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=66mm B3308068 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=68mm B3308070 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm PASO 1,75mm L=70mm B3308072 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=72mm B3308075 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		4,5mm PASO 1,75mm L=75mm B3308080 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=80mm B3308085 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=85mm B3308090 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=90mm B3308095 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=95mm B3308100 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=100mm B3308105 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=105mm B3308110 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=110mm B3308115 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=115mm B3308120 TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE Ø 4,5mm PASO 1,75mm L=120mm B3310012 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=12mm Lr=5mm B3310014 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=14mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Lr=5mm B3310016 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=16mm Lr=6mm B3310018 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=18mm Lr=7mm B3310020 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=20mm Lr=8mm B3310022 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=22mm Lr=9mm B3310024 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=24mm Lr=10mm B3310026 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=26mm Lr=12mm B3310028 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=28mm Lr=14mm B3310030 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=30mm Lr=14mm F3310032 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=32mm Lr=14mm F3310034 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=34mm Lr=14mm B3310035 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=35mm Lr=14mm F3310036 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=36mm Lr=14mm F3310038 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=38mm Lr=14mm B3310040 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=40mm Lr=14mm F3310042 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=42mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		Lr=15mm F3310044 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=44mm Lr=15mm B3310045 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=45mm Lr=15mm F3310046 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=46mm Lr=15mm F3310048 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=48mm Lr=15mm B3310050 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=50mm Lr=15mm B3310055 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=55mm Lr=15mm B3310060 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=55mm Lr=15mm B3310065 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=65mm Lr=16mm B3310070 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=70mm Lr=16mm B3310075 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=75mm Lr=16mm B3310110 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=10mm B3310112 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=12mm B3310010 TORNILLO ESPONJOSA Ø4mm L=10mm Lr=5mm B3310114 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=14mm
--	--	--

21





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		B3310116 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=16mm
		B3310118 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=18mm
		B3310120 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=20mm
		B3310122 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=22mm
		B3310124 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=24mm
		B3310126 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=26mm
		B3310128 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=28mm
		B3310130 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=30mm
		B3310132 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=32mm
		B3310134 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=34mm
		B3310135 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=35mm
		B3310136 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=36mm
		B3310138 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=38mm
		B3310140 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=40mm
		F3310142 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=42mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

	F3310144 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=44mm
	B3310145 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=45mm
	F3310146 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=46mm
	F3310148 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=48mm
	B3310150 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=50mm
	B3310155 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=55mm
	B3310160 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=60mm
	B3310165 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=65mm
	B3310170 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=70mm
	B3310175 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø4mm L=75mm
	B3311010 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=10mm Lr=5mm
	B3311012 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=12mm Lr=5mm
	B3311014 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=14mm Lr=5mm
	B3311016 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=16mm Lr=6mm
	B3311018 TORNILLO



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=18mm Lr=7mm B3311020 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=20mm Lr=8mm B3311022 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=20mm Lr=8mm B3311024 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=24mm Lr=10mm B3311026 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=26mm Lr=12mm B3311028 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=28mm Lr=14mm B3311030 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=30mm Lr=14mm B3311032 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=32mm Lr=14mm B3311034 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=34mm Lr=14mm B3311035 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=34mm Lr=14mm B3311036 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=36mm Lr=14mm B3311038 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=38mm Lr=14mm B3311040 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=40mm Lr=14mm F3311042 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=42mm Lr=15mm F3311044 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=44mm Lr=15mm B3311045 TORNILLO
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=45mm Lr=15mm F3311046 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=46mm Lr=15mm F3311048 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=48mm Lr=15mm B3311050 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=50mm Lr=15mm B3311055 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=55mm Lr=15mm B3311060 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=60mm Lr=16mm B3311065 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=65mm Lr=16mm B3311070 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=70mm Lr=16mm B3311075 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO Ø4mm L=75mm Lr=16mm F3314020 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=20mm B3314025 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=25mm B3314030 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=30mm B3314035 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=35mm B3314040 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=40mm B3314045 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		Ø6,5mm L=45mm B3314050 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=50mm B3314055 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=55mm B3314060 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=60mm B3314065 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=65mm B3314070 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=70mm B3314075 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=75mm B3314080 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=80mm B3314085 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=85mm B3314090 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=90mm B3314095 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=95mm B3314100 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=100mm B3314105 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=105mm B3314110 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=110mm B3314115 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=115mm B3314120 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA
--	--	---

E. A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		Ø6,5mm L=120mm B3314125 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=125mm B3314130 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=130mm B3314135 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=135mm B3314140 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=140mm B3314145 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=145mm B3314150 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=150mm B3314155 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA CORTA Ø6,5mm L=155mm B3316020 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=20mm B3316025 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=25mm B3316030 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=30mm B3316035 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=35mm B3316040 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=40mm B3316045 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=45mm B3316050 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=50mm
--	--	---

Handwritten marks: a large 'E' and an arrow pointing towards the table.



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3316055 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=55mm B3316060 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=60mm B3316065 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=65mm B3316070 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=70mm B3316075 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=75mm B3316080 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=80mm B3316085 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=85mm B3316090 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=90mm B3316095 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=95mm B3316100 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=100mm B3316105 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=105mm B3316110 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=110mm B3316115 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=115mm B3316120 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=120mm B3316125 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=125mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3316130 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=130mm B3316135 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=135mm B3316140 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=140mm B3316145 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=145mm B3316150 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=150mm B3316155 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA LARGA Ø6,5mm L=155mm B3317020 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=20mm B3317025 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=25mm B3317030 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=30mm B3317035 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=35mm B3317040 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=40mm B3317045 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=45mm B3317050 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=50mm B3317055 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=55mm B3317060 TORNILLO
--	--	---





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=60mm B3317065 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=65mm B3317070 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=70mm B3317075 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=75mm B3317080 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=80mm B3317085 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=85mm B3317090 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=90mm B3317095 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=95mm B3317100 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=100mm B3317105 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=105mm B3317110 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=110mm F3317115 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=115mm B3317120 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=120mm B3317125 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=125mm B3317130 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=130mm B3317135 TORNILLO
--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=135mm B3317140 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=140mm B3317145 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=145mm B3317150 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=150mm B3317155 TORNILLO ESPONJOSA ROSCA TOTAL Ø6,5mm L=155mm C6427001 TORNILLO ESPONJOSA TRACCIÓN PELVICA 95mm C6427002 TORNILLO ESPONJOSA TRACCIÓN PELVICA 40mm F3318020 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=20mm Lr=9mm B3318025 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=25mm Lr=12mm B3318030 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=30mm Lr=15mm B3318035 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=35mm Lr=18mm B3318040 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=40mm Lr=20mm B3318045 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=45mm Lr=22mm B3318050 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=50mm Lr=24mm B3318055 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=55mm Lr=26mm B3318060 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=60mm Lr=28mm B3318065 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=65mm Lr=30mm B3318070 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=70mm Lr=32mm B3318075 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=75mm Lr=34mm B3318080 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=80mm Lr=36mm B3318085 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=85mm Lr=38mm B3318090 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=90mm Lr=40mm B3318095 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=95mm Lr=42mm B3318100 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=100mm Lr=44mm B3318105 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=105mm Lr=45mm B3318110 TORNILLO MALEOLO Ø4,5mm L=110mm Lr=46mm B3318320 TORNILLO MALEOLO AUTORROSCANTE Ø4,5mm L=20mm Lr=9mm B3318325 TORNILLO MALEOLO AUTORROSCANTE Ø4,5mm L=25mm Lr=12mm B3318330 TORNILLO MALEOLO AUTORROSCANTE Ø4,5mm L=30mm Lr=15mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	<p>B3318335 TORNILLO          MALEOLO AUTORROSCANTE          Ø4,5mm L=35mm          Lr=18mm</p> <p>B3318340 TORNILLO          MALEOLO AUTORROSCANTE          Ø4,5mm L=40mm          Lr=20mm</p> <p>B3318345 TORNILLO          MALEOLO AUTORROSCANTE          Ø4,5mm L=45mm          Lr=22mm</p> <p>B3318350 TORNILLO          MALEOLO AUTORROSCANTE          Ø4,5mm L=50mm          Lr=24mm</p> <p>B3318355 TORNILLO          MALEOLO AUTORROSCANTE          Ø4,5mm L=55mm          Lr=26mm</p> <p>B3318360 TORNILLO          MALEOLO AUTORROSCANTE          Ø4,5mm L=60mm          Lr=28mm</p> <p>B3318365 TORNILLO          MALEOLO AUTORROSCANTE          Ø4,5mm L=65mm          Lr=30mm</p> <p>B3318370 TORNILLO          MALEOLO AUTORROSCANTE          Ø4,5mm L=70mm          Lr=32mm</p> <p>B3318375 TORNILLO          MALEOLO AUTORROSCANTE          Ø4,5mm L=75mm          Lr=34mm</p> <p>B3318380 TORNILLO          MALEOLO AUTORROSCANTE          Ø4,5mm L=80mm          Lr=36mm</p> <p>B3318385 TORNILLO          MALEOLO AUTORROSCANTE          Ø4,5mm L=85mm</p>
--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Lr=38mm B3318390 TORNILLO MALEOLO AUTORROSCANTE Ø4,5mm L=90mm Lr=40mm B3318395 TORNILLO MALEOLO AUTORROSCANTE Ø4,5mm L=95mm Lr=42mm B3318400 TORNILLO MALEOLO AUTORROSCANTE Ø4,5mm L=100mm Lr=44mm B3318405 TORNILLO MALEOLO AUTORROSCANTE Ø4,5mm L=105mm Lr=45mm B3318410 TORNILLO MALEOLO AUTORROSCANTE Ø4,5mm L=110mm Lr=46mm B3319020 TORNILLO MALEOLO CANULADO Ø4,5mm L=20mm Lr=12mm B3319025 TORNILLO MALEOLO CANULADO Ø4,5mm L=25mm Lr=12mm B3319030 TORNILLO MALEOLO CANULADO Ø4,5mm L=30mm Lr=15mm B3319035 TORNILLO MALEOLO CANULADO Ø4,5mm L=35mm Lr=18mm B3319040 TORNILLO MALEOLO CANULADO Ø4,5mm L=40mm Lr=20mm B3319045 TORNILLO MALEOLO CANULADO Ø4,5mm L=45mm Lr=22mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

	B3319050	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=50mm
	Lr=24mm	
	B3319055	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=55mm
	Lr=26mm	
	B3319060	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=60mm
	Lr=28mm	
	B3319065	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=65mm
	Lr=30mm	
	B3319070	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=70mm
	Lr=32mm	
	B3319075	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=75mm
	Lr=34mm	
	B3319080	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=80mm
	Lr=36mm	
	B3319085	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=85mm
	Lr=38mm	
	B3319090	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=90mm
	Lr=40mm	
	B3319095	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=95mm
	Lr=42mm	
	B3319100	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=100mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Lr=44mm
	B3319105	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=105mm
	Lr=46mm	
	B3319110	TORNILLO
	MALEOLO	CANULADO
	Ø4,5mm	L=110mm
	Lr=48mm	
	F6053020	TORNILLO
	SCHANZ	PUNTA TROCAR
	Ø3,0mm	L=200mm
	Lr=60mm	
	F6054020	TORNILLO
	SCHANZ	PUNTA TROCAR
	Ø4,0mm	L=200mm
	Lr=60mm	
	F6054520	TORNILLO
	SCHANZ	PUNTA TROCAR
	Ø4,5mm	L=200mm
	Lr=60mm	
	C6055150	TORNILLO
	SCHANZ	PUNTA TROCAR
	Ø5,0mm	L=150mm
	Lr=50mm	
	C6055170	TORNILLO
	SCHANZ	PUNTA TROCAR
	Ø5,0mm	L=170mm
	Lr=50mm	
	C6055200	TORNILLO
	SCHANZ	PUNTA TROCAR
	Ø5,0mm	L=200mm
	Lr=60mm	
	C6055250	TORNILLO
	SCHANZ	PUNTA TROCAR
	Ø5,0mm	L=250mm
	Lr=60mm	
	C6055300	TORNILLO
	SCHANZ	PUNTA TROCAR
	Ø5,0mm	L=300mm
	Lr=60mm	
	F6056025	TORNILLO
	SCHANZ	PUNTA TROCAR
	Ø6,0mm	L=250mm
	Lr=60mm	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6059030 TORNILLO SCHANZ PUNTA TROCAR Ø6,0mm L=130mm Lr=20mm C6059060 TORNILLO SCHANZ PUNTA TROCAR Ø6,0mm L=160mm Lr=20mm C6059130 TORNILLO SCHANZ PUNTA TROCAR Ø6,0mm L=130mm Lr=40mm C6059160 TORNILLO SCHANZ PUNTA TROCAR Ø6,0mm L=160mm Lr=40mm F6059165 TORNILLO SCHANZ PUNTA TROCAR Ø6,0mm L=165mm Lr=40mm F6059200 TORNILLO SCHANZ PUNTA TROCAR Ø6,0mm L=200mm Lr=40mm F6054025 TORNILLO SCHANZ AUTORROSCANTE Ø5,0mm L=100mm Lr=25mm F6054100 TORNILLO SCHANZ AUTORROSCANTE Ø5,0mm L=100mm Lr=40mm F6054120 TORNILLO SCHANZ AUTORROSCANTE Ø5,0mm L=120mm Lr=40mm F6055100 TORNILLO SCHANZ AUTORROSCANTE Ø5,0mm L=100mm Lr=30mm F6055120 TORNILLO SCHANZ AUTORROSCANTE Ø5,0mm L=120mm
--	--	---





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Lr=30mm F6064150 TORNILLO SCHANZ AUTORROSCANTE Ø6,0mm L=150mm Lr=40mm F6064180 TORNILLO SCHANZ AUTORROSCANTE Ø6,0mm L=180mm Lr=40mm F6065150 TORNILLO SCHANZ AUTORROSCANTE Ø6,0mm L=150mm Lr=50mm F6065180 TORNILLO SCHANZ AUTORROSCANTE Ø6,0mm L=180mm Lr=50mm C6056150 TORNILLO SCHANZ PUNTA BAYONETA Ø5,0mm L=150mm Lr=50mm C6056170 TORNILLO SCHANZ PUNTA BAYONETA Ø5,0mm L=170mm Lr=50mm C6056200 TORNILLO SCHANZ PUNTA BAYONETA Ø5,0mm L=200mm Lr=60mm C6056250 TORNILLO SCHANZ PUNTA BAYONETA Ø5,0mm L=250mm Lr=60mm C6401025 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=25mm C6401030 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=30mm C6401035 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=35mm C6401040 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=40mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6401045 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=45mm C6401050 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=50mm C6401055 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=55mm C6401060 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=60mm C6401065 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=65mm C6401070 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=70mm C6401075 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=75mm C6401080 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=80mm C6401085 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=85mm C6401090 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=90mm C6401095 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=95mm C6401100 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=100mm C6401105 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=105mm C6401110 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=110mm C6401115 TORNILLO
--	--	--

E 1



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=115mm C6401120 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=120mm C6401125 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=125mm C6401130 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA LARGA Ø6,4mm L=130mm C6402025 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=25mm C6402030 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=30mm C6402035 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=35mm C6402040 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=40mm C6402045 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=45mm C6402050 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=50mm C6402055 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=55mm C6402060 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=60mm C6402065 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=65mm C6402070 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=70mm C6402075 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=75mm C6402080 TORNILLO
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=80mm C6402085 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=85mm C6402090 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=90mm C6402095 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=95mm C6402100 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=100mm C6402105 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=105mm C6402110 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=110mm C6402115 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=115mm C6402120 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=120mm C6402125 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=125mm C6402130 TORNILLO CANULADO TITANIO ROSCA CORTA Ø7,4mm L=130mm C6415325 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=25mm C6415330 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=30mm C6415335 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA
--	---

E  
 1



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		CORTA Ø6,8mm L=35mm C6415340 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=40mm C6415345 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=45mm C6415350 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=50mm C6415355 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=55mm C6415360 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=60mm C6415365 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=65mm C6415370 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=70mm C6415375 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=75mm C6415380 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=80mm C6415385 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=85mm C6415390 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=90mm
--	--	---

Σ  
 1



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6415395 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=95mm C6415400 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=100mm C6415405 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=105mm C6415410 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=110mm C6415415 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=115mm C6415420 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=120mm C6415425 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=125mm C6415430 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE.ROSCA CORTA Ø6,8mm L=130mm C6415525 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=25mm C6415530 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=30mm C6415535 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		LARGA Ø6,8mm L=35mm C6415540 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=40mm C6415545 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=45mm C6415550 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=50mm C6415555 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=55mm C6415560 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=60mm C6415565 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=65mm C6415570 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=70mm C6415575 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=75mm C6415580 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=80mm C6415585 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=85mm C6415590 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=90mm C6415595 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=95mm C6415600 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=100mm C6415605 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=105mm C6415610 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=110mm C6415615 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=115mm C6415620 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=120mm C6415625 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=125mm C6415630 TORNILLO ESPONJOSA CANULADO ACERO INOXIDABLE ROSCA LARGA Ø6,8mm L=130mm B3324010 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=10mm B3324012 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=12mm B3324014 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=14mm B3324016 TORNILLO
--	--	---

E  
 A





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=16mm B3324018 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=18mm B3324020 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=20mm B3324022 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=22mm B3324024 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=24mm B3324026 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=26mm B3324028 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=28mm B3324030 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=30mm B3324032 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=32mm B3324034 TORNILLO CANULADO PIE IZQUIERDO ROSCA DERECHA L=34mm B3324110 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=10mm B3324112 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=12mm B3324114 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=14mm B3324116 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=16mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3324118 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=18mm B3324120 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=20mm B3324122 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=22mm B3324124 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=24mm B3324126 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=26mm B3324128 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=28mm B3324130 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=30mm B3324132 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=32mm B3324134 TORNILLO CANULADO PIE DERECHO ROSCA IZQUIERDA L=34mm C6104720 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø7mm L=20mm C6104725 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø7mm
--	--	--

E  
 A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=25mm C6104730 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø7mm L=30mm C6104735 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø7mm L=35mm C6104820 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø8mm L=20mm C6104825 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø8mm L=25mm C6104830 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø8mm L=30mm C6104835 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø8mm L=35mm C6104920 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø9mm L=20mm C6104925 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø9mm L=25mm C6104930 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø9mm L=30mm C6104935 TORNILLO INTERFERENCIAL PARA LIGAMENTOS Ø9mm L=35mm B3334002 PLACA ESTRECHA 2 ORIFICIOS L=39mm B3334003 PLACA
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

	ESTRECHA 3 ORIFICIOS L=55mm B3334004 PLACA
	ESTRECHA 4 ORIFICIOS L=71mm B3334005 PLACA
	ESTRECHA 5 ORIFICIOS L=87mm B3334006 PLACA
	ESTRECHA 6 ORIFICIOS L=103mm B3334007 PLACA
	ESTRECHA 7 ORIFICIOS L=119mm B3334008 PLACA
	ESTRECHA 8 ORIFICIOS L=135mm B3334009 PLACA
	ESTRECHA 9 ORIFICIOS L=151mm B3334010 PLACA
	ESTRECHA 10 ORIFICIOS L=167mm B3334011 PLACA
	ESTRECHA 11 ORIFICIOS L=183mm B3334012 PLACA
	ESTRECHA 12 ORIFICIOS L=199mm B3334013 PLACA
	ESTRECHA 13 ORIFICIOS L=215mm B3334014 PLACA
	ESTRECHA 14 ORIFICIOS L=231mm B3334015 PLACA
	ESTRECHA 15 ORIFICIOS L=247mm B3334016 PLACA
	ESTRECHA 16 ORIFICIOS L=263mm B3334017 PLACA
	ESTRECHA 17 ORIFICIOS



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=279mm B3334018 PLACA ESTRECHA 18 ORIFICIOS L=295mm B3338002 PLACA ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 2 ORIFICIOS L=39mm B3338003 PLACA ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 3 ORIFICIOS L=55mm B3338004 PLACA ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 4 ORIFICIOS L=71mm B3338005 PLACA ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 5 ORIFICIOS L=87mm B3338006 PLACA ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 6 ORIFICIOS L=103mm B3338007 PLACA ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 7 ORIFICIOS L=119mm B3338008 PLACA ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 8 ORIFICIOS L=135mm B3338009 PLACA ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 9 ORIFICIOS L=151mm B3338010 PLACA ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 10 ORIFICIOS L=167mm B3338011 PLACA ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 11 ORIFICIOS L=183mm B3338012 PLACA
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 12 ORIFICIOS L=199mm B3338013 PLACA
		ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 13 ORIFICIOS L=215mm B3338014 PLACA
		ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 14 ORIFICIOS L=231mm B3338015 PLACA
		ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 15 ORIFICIOS L=247mm B3338016 PLACA
		ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 16 ORIFICIOS L=263mm B3338017 PLACA
		ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 17 ORIFICIOS L=279mm B3338018 PLACA
		ESTRECHA AUTOCOMPRESIÓN 18 ORIFICIOS L=295mm B3347002 PLACA
		ESTRECHA FINA 2 ORIFICIOS L=39mm B3347003 PLACA
		ESTRECHA FINA 3 ORIFICIOS L=55mm B3347004 PLACA
		ESTRECHA FINA 4 ORIFICIOS L=71mm B3347005 PLACA
		ESTRECHA FINA 5 ORIFICIOS L=87mm B3347006 PLACA
		ESTRECHA FINA 6 ORIFICIOS L=103mm B3347007 PLACA



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		ESTRECHA FINA	7
		ORIFICIOS L=119mm	
		B3347008 PLACA	
		ESTRECHA FINA	8
		ORIFICIOS L=135mm	
		B3347009 PLACA	
		ESTRECHA FINA	9
		ORIFICIOS L=151mm	
		B3347010 PLACA	
		ESTRECHA FINA	10
		ORIFICIOS L=167mm	
		B3347011 PLACA	
		ESTRECHA FINA	11
		ORIFICIOS L=183mm	
		B3347012 PLACA	
		ESTRECHA FINA	12
		ORIFICIOS L=199mm	
		B3347013 PLACA	
		ESTRECHA FINA	13
		ORIFICIOS L=215mm	
		B3347014 PLACA	
		ESTRECHA FINA	14
		ORIFICIOS L=231mm	
		B3347015 PLACA	
		ESTRECHA FINA	15
		ORIFICIOS L=247mm	
		B3347016 PLACA	
		ESTRECHA FINA	16
		ORIFICIOS L=263mm	
		B3347017 PLACA	
		ESTRECHA FINA	17
		ORIFICIOS L=279mm	
		B3347018 PLACA	
		ESTRECHA FINA	18
		ORIFICIOS L=295mm	
		B3404503 PLACA	
		ESTRECHA	
		RECONSTRUCCIÓN	3
		ORIFICIOS CORTICAL	
		2,7mm L=24,5mm	
		B3404504 PLACA	
		ESTRECHA	
		RECONSTRUCCIÓN	4
		ORIFICIOS CORTICAL	
		2,7mm L=32,5mm	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3404505 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 5 ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=40,5mm B3404506 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 6 ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=48,5mm B3404507 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 7 ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=56,5mm B3404508 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 8 ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=64,5mm B3404509 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 9 ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=72,5mm B3404510 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 10 ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=80,5mm B3404511 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 11 ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=88,5mm B3404512 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 12 ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=96,5mm B3404513 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 13
--	--	--





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=104,5mm B3404514 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 14
		ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=112,5mm B3404515 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 15
		ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=120,5mm B3404516 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 16
		ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=128,5mm B3404517 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 17
		ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=136,5mm B3404518 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 18
		ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=144,5mm B3404519 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 19
		ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=152,5mm B3404520 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 20
		ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=160,5mm B3404521 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 21
		ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=168,5mm B3404522 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 22



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=176,5mm B3404523 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 23 ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=184,5mm B3404524 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCIÓN 24 ORIFICIOS CORTICAL 2,7mm L=192,5mm B3404603 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 3 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=34mm B3404604 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 4 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=46mm B3404605 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 5 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=58mm B3404606 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 6 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=70mm B3404607 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 7 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=82mm B3404608 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 8 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=94mm B3404609 PLACA
--	--	---

E

1



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	ESTRECHA RECONSTRUCCION 9 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=106mm B3404610 PLACA
	ESTRECHA RECONSTRUCCION 10 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=118mm B3404611 PLACA
	ESTRECHA RECONSTRUCCION 11 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=130mm B3404612 PLACA
	ESTRECHA RECONSTRUCCION 12 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=142mm B3404613 PLACA
	ESTRECHA RECONSTRUCCION 13 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=154mm B3404614 PLACA
	ESTRECHA RECONSTRUCCION 14 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=166mm B3404615 PLACA
	ESTRECHA RECONSTRUCCION 15 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=178mm B3404616 PLACA
	ESTRECHA RECONSTRUCCION 16 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=190mm B3404617 PLACA
	ESTRECHA RECONSTRUCCION 17 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=202mm B3404618 PLACA

E  
 A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ESTRECHA RECONSTRUCCION 18 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=214mm B3404619 PLACA
		ESTRECHA RECONSTRUCCION 19 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=226mm B3404620 PLACA
		ESTRECHA RECONSTRUCCION 20 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=238mm B3404621 PLACA
		ESTRECHA RECONSTRUCCION 21 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=250mm B3404622 PLACA
		ESTRECHA RECONSTRUCCION 22 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=262mm B3404623 PLACA
		ESTRECHA RECONSTRUCCION 23 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=274mm B3404624 PLACA
		ESTRECHA RECONSTRUCCION 24 ORIFICIOS CORTICAL 3,5mm L=286mm B3404703 PLACA
		ESTRECHA RECONSTRUCCION 3 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=45mm B3404704 PLACA
		ESTRECHA RECONSTRUCCION 4 ORIFICIOS CORTICAL

E  
 A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		4,5mm L=61mm B3404705 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 5 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=77mm B3404706 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 6 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=93mm B3404707 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 7 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=109mm B3404708 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 8 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=125mm B3404709 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 9 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=141mm B3404710 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 10 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=157mm B3404711 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 11 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=173mm B3404712 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 12 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=189mm B3404713 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 13 ORIFICIOS CORTICAL
--	--	--

L

A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		4,5mm L=205mm B3404714 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 14 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=221mm B3404715 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 15 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=237mm B3404716 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 16 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=253mm B3404717 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 17 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=269mm B3404718 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 18 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=285mm B3404719 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 19 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=301mm B3404720 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 20 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=317mm B3404721 PLACA ESTRECHA RECONSTRUCCION 21 ORIFICIOS CORTICAL 4,5mm L=333mm B3404722 PLACA ESTRECHA
--	--	---

Σ

Λ



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		RECONSTRUCCION 22
		ORIFICIOS CORTICAL
		4,5mm L=349mm
		B3404723 PLACA
		ESTRECHA
		RECONSTRUCCION 23
		ORIFICIOS CORTICAL
		4,5mm L=365mm
		B3404724 PLACA
		ESTRECHA
		RECONSTRUCCION 24
		ORIFICIOS CORTICAL
		4,5mm L=381mm
		B3405003 PLACA
		ESTRECHA RECTA 3
		ORIFICIOS CORTICAL 2mm
		L=21mm
		B3405004 PLACA
		ESTRECHA RECTA 4
		ORIFICIOS CORTICAL 2mm
		L=29mm
		B3405005 PLACA
		ESTRECHA RECTA 5
		ORIFICIOS CORTICAL 2mm
		L=37mm
		B3405006 PLACA
		ESTRECHA RECTA 6
		ORIFICIOS CORTICAL 2mm
		L=45mm
		F3405007 PLACA
		ESTRECHA RECTA 7
		ORIFICIOS CORTICAL 2mm
		L=53mm
		F3405008 PLACA
		ESTRECHA RECTA 8
		ORIFICIOS CORTICAL 2mm
		L=61mm
		F3405009 PLACA
		ESTRECHA RECTA 9
		ORIFICIOS CORTICAL 2mm
		L=69mm
		F3405010 PLACA
		ESTRECHA RECTA 10
		ORIFICIOS CORTICAL 2mm
		L=77mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3406003 PLACA ESTRECHA RECTA 3 ORIFICIOS CORTICAL 2.7mm L=25mm B3406004 PLACA ESTRECHA RECTA 4 ORIFICIOS CORTICAL 2.7mm L=33mm B3406005 PLACA ESTRECHA RECTA 5 ORIFICIOS CORTICAL 2.7mm L=41mm B3406006 PLACA ESTRECHA RECTA 6 ORIFICIOS CORTICAL 2.7mm L=49mm B3406007 PLACA ESTRECHA RECTA 7 ORIFICIOS CORTICAL 2.7mm L=57mm B3406008 PLACA ESTRECHA RECTA 8 ORIFICIOS CORTICAL 2.7mm L=65mm B3406009 PLACA ESTRECHA RECTA 9 ORIFICIOS CORTICAL 2.7mm L=73mm B3406010 PLACA ESTRECHA RECTA 10 ORIFICIOS CORTICAL 2.7mm L=81mm B3336004 PLACA ANCHA 4 ORIFICIOS L=71mm B3336005 PLACA ANCHA 5 ORIFICIOS L=87mm B3336006 PLACA ANCHA 6 ORIFICIOS L=103mm B3336007 PLACA ANCHA 7 ORIFICIOS L=119mm B3336008 PLACA ANCHA 8 ORIFICIOS L=135mm B3336009 PLACA ANCHA
--	--	--





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		9 ORIFICIOS L=151mm B3336010 PLACA ANCHA 10 ORIFICIOS L=167mm B3336011 PLACA ANCHA 11 ORIFICIOS L=183mm B3336012 PLACA ANCHA 12 ORIFICIOS L=199mm B3336013 PLACA ANCHA 13 ORIFICIOS L=215mm B3336014 PLACA ANCHA 14 ORIFICIOS L=231mm B3336015 PLACA ANCHA 15 ORIFICIOS L=247mm B3336016 PLACA ANCHA 16 ORIFICIOS L=263mm B3336017 PLACA ANCHA 17 ORIFICIOS L=279mm B3336018 PLACA ANCHA 18 ORIFICIOS L=295mm B3336019 PLACA ANCHA 19 ORIFICIOS L=311mm B3336020 PLACA ANCHA 20 ORIFICIOS L=327mm B3340004 PLACA ANCHA AUTOCOMPRESIÓN 4 ORIFICIOS L=71mm B3340005 PLACA ANCHA AUTOCOMPRESIÓN 5 ORIFICIOS L=87mm B3340006 PLACA ANCHA AUTOCOMPRESIÓN 6 ORIFICIOS L=103mm B3340007 PLACA ANCHA AUTOCOMPRESIÓN 7 ORIFICIOS L=119mm B3340008 PLACA ANCHA AUTOCOMPRESIÓN 8 ORIFICIOS L=135mm B3340009 PLACA ANCHA AUTOCOMPRESIÓN 9 ORIFICIOS L=151mm B3340010 PLACA ANCHA AUTOCOMPRESIÓN 10 ORIFICIOS L=167mm B3340011 PLACA ANCHA
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		AUTOCOMPRESIÓN 11
		ORIFICIOS L=183mm
		B3340012 PLACA ANCHA
		AUTOCOMPRESIÓN 12
		ORIFICIOS L=199mm
		B3340013 PLACA ANCHA
		AUTOCOMPRESIÓN 13
		ORIFICIOS L=215mm
		B3340014 PLACA ANCHA
		AUTOCOMPRESIÓN 14
		ORIFICIOS L=231mm
		B3340015 PLACA ANCHA
		AUTOCOMPRESIÓN 15
		ORIFICIOS L=247mm
		B3340016 PLACA ANCHA
		AUTOCOMPRESIÓN 16
		ORIFICIOS L=263mm
		B3340017 PLACA ANCHA
		AUTOCOMPRESIÓN 17
		ORIFICIOS L=279mm
		B3340018 PLACA ANCHA
		AUTOCOMPRESIÓN 18
		ORIFICIOS L=295mm
		B3340019 PLACA ANCHA
		AUTOCOMPRESIÓN 19
		ORIFICIOS L=311mm
		B3340020 PLACA ANCHA
		AUTOCOMPRESIÓN 20
		ORIFICIOS L=327mm
		B3348004 PLACA ANCHA
		FINA 4 ORIFICIOS L=71mm
		B3348005 PLACA ANCHA
		FINA 5 ORIFICIOS
		L=87mm
		B3348006 PLACA ANCHA
		FINA 6 ORIFICIOS
		L=103mm
		B3348007 PLACA ANCHA
		FINA 7 ORIFICIOS
		L=119mm
		B3348008 PLACA ANCHA
		FINA 8 ORIFICIOS
		L=135mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3348009 PLACA ANCHA FINA 9 ORIFICIOS L=151mm B3348010 PLACA ANCHA FINA 10 ORIFICIOS L=167mm B3348011 PLACA ANCHA FINA 11 ORIFICIOS L=183mm B3348012 PLACA ANCHA FINA 12 ORIFICIOS L=199mm B3348013 PLACA ANCHA FINA 13 ORIFICIOS L=215mm B3348014 PLACA ANCHA FINA 14 ORIFICIOS L=231mm B3348015 PLACA ANCHA FINA 15 ORIFICIOS L=247mm B3348016 PLACA ANCHA FINA 16 ORIFICIOS L=263mm B3348017 PLACA ANCHA FINA 17 ORIFICIOS L=279mm B3348018 PLACA ANCHA FINA 18 ORIFICIOS L=295mm B3342002 PLACA 1/2 TUBO 2 ORIFICIOS L=39mm B3342003 PLACA 1/2 TUBO 3 ORIFICIOS L=55mm B3342004 PLACA 1/2 TUBO 4 ORIFICIOS L=71mm B3342005 PLACA 1/2 TUBO 5 ORIFICIOS L=87mm B3342006 PLACA 1/2 TUBO 6 ORIFICIOS L=103mm
--	--	--

E  
 A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3342007 PLACA 1/2 TUBO 7 ORIFICIOS L=119mm
		B3342008 PLACA 1/2 TUBO 8 ORIFICIOS L=135mm
		B3342009 PLACA 1/2 TUBO 9 ORIFICIOS L=151mm
		B3342010 PLACA 1/2 TUBO 10 ORIFICIOS L=167mm
		B3342011 PLACA 1/2 TUBO 11 ORIFICIOS L=183mm
		B3342012 PLACA 1/2 TUBO 12 ORIFICIOS L=199mm
		B3342013 PLACA 1/2 TUBO 13 ORIFICIOS L=215mm
		B3342014 PLACA 1/2 TUBO 14 ORIFICIOS L=231mm
		B3400002 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 2 ORIFICIOS L=20mm
		B3400003 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 2,7mm 3 ORIFICIOS L=28mm
		B3400004 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 4 ORIFICIOS L=36mm
		B3400005 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 5



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		ORIFICIOS L=44mm B3400006 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 6 ORIFICIOS L=52mm B3400007 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 7 ORIFICIOS L=60mm B3400008 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 8 ORIFICIOS L=68mm B3400009 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 9 ORIFICIOS L=76mm B3400010 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 10 ORIFICIOS L=84mm B3400011 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 11 ORIFICIOS L=92mm B3400012 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 12 ORIFICIOS L=100mm B3400013 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 13 ORIFICIOS L=108mm B3400014 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL Ø2,7mm 14
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ORIFICIOS L=116mm B3401002 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 2 ORIFICIOS Ø3,5mm L=25mm B3401003 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 3 ORIFICIOS Ø3,5mm L=37mm B3401004 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 4 ORIFICIOS Ø3,5mm L=49mm B3401005 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 5 ORIFICIOS Ø3,5mm L=61mm B3401006 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 6 ORIFICIOS Ø3,5mm L=73mm B3401007 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 7 ORIFICIOS Ø3,5mm L=85mm B3401008 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 8 ORIFICIOS Ø3,5mm L=97mm B3401009 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 9 ORIFICIOS Ø3,5mm L=109mm B3401010 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 10 ORIFICIOS Ø3,5mm L=121mm F3401011 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 11 ORIFICIOS Ø3,5mm L=133mm B3401012 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 12 ORIFICIOS Ø3,5mm L=145mm B3401013 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 13 ORIFICIOS Ø3,5mm L=157mm B3401014 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS AUTOCOMPRESIÓN CORTICAL 14 ORIFICIOS Ø3,5mm L=169mm B3402002 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 2 ORIFICIOS L=25mm B3402003 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 3 ORIFICIOS L=37mm B3402004 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 4 ORIFICIOS L=49mm B3402005 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 5 ORIFICIOS L=61mm B3402006 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 6 ORIFICIOS L=73mm B3402007 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		1/3 TUBO 7 ORIFICIOS L=85mm B3402008 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 8 ORIFICIOS L=97mm B3402009 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 9 ORIFICIOS L=109mm B3402010 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 10 ORIFICIOS L=121mm B3402011 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 11 ORIFICIOS L=133mm B3402012 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 12 ORIFICIOS L=145mm B3402013 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 13 ORIFICIOS L=157mm B3402014 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 14 ORIFICIOS L=169mm B3402102 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 2 ORIFICIOS OVALADOS L=25,5mm B3402103 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 3 ORIFICIOS OVALADOS L=37,5mm B3402104 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 4 ORIFICIOS OVALADOS L=49,5mm B3402105 PLACA
--	--	--

Σ 1





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 5 ORIFICIOS OVALADOS L=61,5mm B3402106 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 6 ORIFICIOS OVALADOS L=73,5mm B3402107 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 7 ORIFICIOS OVALADOS L=85,5mm B3402108 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 8 ORIFICIOS OVALADOS L=97,5mm B3402109 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 9 ORIFICIOS OVALADOS L=109,5mm B3402110 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 10 ORIFICIOS OVALADOS L=121,5mm B3402111 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 11 ORIFICIOS OVALADOS L=133,5mm B3402112 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 12 ORIFICIOS OVALADOS L=145,5mm B3402113 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 13 ORIFICIOS OVALADOS L=157,5mm B3402114 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/3 TUBO 14 ORIFICIOS OVALADOS L=169,5mm B3403002 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/4 TUBO 2 ORIFICIOS L=15mm B3403003 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		1/4 TUBO 3 ORIFICIOS L=23mm B3403004 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
		1/4 TUBO 4 ORIFICIOS L=31mm B3403005 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
		1/4 TUBO 5 ORIFICIOS L=39mm B3403006 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
		1/4 TUBO 6 ORIFICIOS L=47mm B3403007 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
		1/4 TUBO 7 ORIFICIOS L=55mm B3403008 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
		1/4 TUBO 8 ORIFICIOS L=63mm B3403009 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
		1/4 TUBO 9 ORIFICIOS L=71mm B3403010 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
		1/4 TUBO 10 ORIFICIOS L=79mm B3403011 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
		1/4 TUBO 11 ORIFICIOS L=87mm B3403012 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
		1/4 TUBO 12 ORIFICIOS L=95mm B3403013 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS
		1/4 TUBO 13 ORIFICIOS L=103mm B3403014 PLACA



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		PEQUEÑOS FRAGMENTOS 1/4 TUBO 14 ORIFICIOS L=111mm B3404004 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS REFORZADA CORTICAL Ø2,7 4 ORIFICIOS L=28mm B3404005 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS REFORZADA CORTICAL Ø2,7 5 ORIFICIOS L=34mm B3404006 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS REFORZADA CORTICAL Ø2,7 6 ORIFICIOS L=40mm B3404007 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS REFORZADA CORTICAL Ø2,7 7 ORIFICIOS L=46mm B3404008 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS REFORZADA CORTICAL Ø2,7 8 ORIFICIOS L=52mm B3404009 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS REFORZADA CORTICAL Ø2,7 9 ORIFICIOS L=58mm B3404010 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS REFORZADA CORTICAL Ø2,7 10 ORIFICIOS L=64mm B3430003 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS "T" 3+3 ORIFICIOS L=45mm B3430004 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS "T" 4+4 ORIFICIOS
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=56mm B3430005 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS "T" 3+5 ORIFICIOS L=67,5mm B3430006 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS "T" 4+6 ORIFICIOS L=78mm B3430007 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS "T" 4+7 ORIFICIOS L=90mm B3431003 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS "T" ANGULO OBLICUO 3+3 ORIFICIOS L=52mm B3431004 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS "T" ANGULO OBLICUO 3+4 ORIFICIOS L=63mm B3431005 PLACA PEQUEÑOS FRAGMENTOS "T" ANGULO OBLICUO 3+5 ORIFICIOS L=74mm B3425000 PLACA FRAGMENTOS MULTIPLES 7 ORIFICIOS L=44,5mm B3408000 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" 3 ORIFICIOS L=31.9mm B3409000 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" IZQUIERDA 3 ORIFICIOS L=31.9mm B3410000 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" DERECHA L=32mm B3412000 MINIPLACA PARA EPÍFISIS OBLICUA IZQUIERDA 3 ORIFICIOS L=34.2mm B3414000 MINIPLACA
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		PARA EPÍFISIS OBLICUA DERECHA L=35mm B3416000 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" 2 ORIFICIOS L=22.2mm B3418000 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" IZQUIERDA 2 ORIFICIOS L=22.2mm B3420000 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" DERECHA 2 ORIFICIOS L=22.2mm B3422000 MINIPLACA PARA EPÍFISIS OBLICUA IZQUIERDA 2 ORIFICIOS L=24.7mm B3424000 MINIPLACA PARA EPÍFISIS OBLICUA DERECHA 2 ORIFICIOS L=24.7mm F3416002 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" ÁNGULO RECTO 2 ORIFICIOS L=22.2mm F3416003 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" ÁNGULO RECTO 3 ORIFICIOS L=30.2mm F3416004 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" ÁNGULO RECTO 4 ORIFICIOS L=38.2mm F3416005 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" ÁNGULO RECTO 5 ORIFICIOS L=46.2mm F3416006 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" ÁNGULO RECTO 6 ORIFICIOS L=58.7mm F3416007 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" ÁNGULO RECTO 7 ORIFICIOS L=62.2mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		F3416008 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" ÁNGULO RECTO 8 ORIFICIOS L=70.2mm
		F3416009 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" ÁNGULO RECTO 9 ORIFICIOS L=78.2mm
		F3416010 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" ÁNGULO RECTO 10 ORIFICIOS L=86.2mm
		F3416011 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" ÁNGULO RECTO 11 ORIFICIOS L=94.2mm
		F3416012 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "T" ÁNGULO RECTO 12 ORIFICIOS L=102.2mm
		F3418003 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" IZQUIERDA 3 ORIFICIOS L=30.2mm
		F3418004 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" IZQUIERDA 4 ORIFICIOS L=38.2mm
		F3418005 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" IZQUIERDA 5 ORIFICIOS L=46.2mm
		F3418006 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" IZQUIERDA 6 ORIFICIOS L=54.2mm
		F3418007 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" IZQUIERDA 7 ORIFICIOS L=62.2mm
		F3418008 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" IZQUIERDA 8 ORIFICIOS



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>L=70.2mm F3418009 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" IZQUIERDA 9 ORIFICIOS L=78.2mm F3418010 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" IZQUIERDA 10 ORIFICIOS L=86.2mm F3420003 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" DERECHA 3 ORIFICIOS L=30.2mm F3420004 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" DERECHA 4 ORIFICIOS L=38.2mm F3420005 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" DERECHA 5 ORIFICIOS L=46.2mm F3420006 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" DERECHA 6 ORIFICIOS L=54.2mm F3420007 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" DERECHA 7 ORIFICIOS L=62.2mm F3420008 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" DERECHA 8 ORIFICIOS L=70.2mm F3420009 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" DERECHA 9 ORIFICIOS L=78.2mm F3420010 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" DERECHA 10 ORIFICIOS L=86.2mm F3422002 MINIPLACA PARA EPÍFISIS "L" OBLICUA IZQUIERDA 2 ORIFICIOS L=26.7mm</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		<p>F3422003 MINIPLACA                  PARA EPÍFISIS "L" OBLICUA                  IZQUIERDA 3 ORIFICIOS                  L=34.7mm</p> <p>F3422004 MINIPLACA                  PARA EPÍFISIS "L" OBLICUA                  IZQUIERDA 4 ORIFICIOS                  L=42.7mm</p> <p>F3422005 MINIPLACA                  PARA EPÍFISIS "L" OBLICUA                  IZQUIERDA 5 ORIFICIOS                  L=50.7mm</p> <p>F3422006 MINIPLACA                  PARA EPÍFISIS "L" OBLICUA                  IZQUIERDA 6 ORIFICIOS                  L=58.7mm</p> <p>F3422007 MINIPLACA                  PARA EPÍFISIS L OBLICUA                  IZQUIERDA 7 ORIFICIOS                  L=66.7mm</p> <p>F3422008 MINIPLACA                  PARA EPÍFISIS L OBLICUA                  IZQUIERDA 8 ORIFICIOS                  L=74.7mm</p> <p>F3422009 MINIPLACA                  PARA EPÍFISIS L OBLICUA                  IZQUIERDA 9 ORIFICIOS                  L=82.7mm</p> <p>F3422010 MINIPLACA                  PARA EPÍFISIS L OBLICUA                  IZQUIERDA 10 ORIFICIOS                  L=90.7mm</p> <p>F3422011 MINIPLACA                  PARA EPÍFISIS L OBLICUA                  IZQUIERDA 11 ORIFICIOS                  L=98.7mm</p> <p>F3422012 MINIPLACA                  PARA EPÍFISIS L OBLICUA                  IZQUIERDA 12 ORIFICIOS                  L=106.7mm</p> <p>F3424002 MINIPLACA                  PARA EPÍFISIS L OBLICUA                  DERECHA 2 ORIFICIOS</p>
--	--	---





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=26.7mm F3424003 MINIPLACA PARA EPÍFISIS L OBLICUA DERECHA 3 ORIFICIOS L=34.7mm F3424004 MINIPLACA PARA EPÍFISIS L OBLICUA DERECHA 4 ORIFICIOS L=42.7mm F3424005 MINIPLACA PARA EPÍFISIS L OBLICUA DERECHA 5 ORIFICIOS L=50.7mm F3424006 MINIPLACA PARA EPÍFISIS L OBLICUA DERECHA 6 ORIFICIOS L=58.7mm F3424007 MINIPLACA PARA EPÍFISIS L OBLICUA DERECHA 7 ORIFICIOS L=66.7mm F3424008 MINIPLACA PARA EPÍFISIS L OBLICUA DERECHA 8 ORIFICIOS L=74.7mm F3424009 MINIPLACA PARA EPÍFISIS L OBLICUA DERECHA 9 ORIFICIOS L=82.7mm F3424010 MINIPLACA PARA EPÍFISIS L OBLICUA DERECHA 10 ORIFICIOS L=90.7mm F3424011 MINIPLACA PARA EPÍFISIS L OBLICUA DERECHA 11 ORIFICIOS L=98.7mm F3424012 MINIPLACA PARA EPÍFISIS L OBLICUA DERECHA 12 ORIFICIOS L=106.7mm B3355002 PLACA TREBOL 3+6 ORIFICIOS L=73,25mm B3355004 PLACA TREBOL
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		4+6 ORIFICIOS L=89,25mm B3355005 PLACA TREBOL 5+6 ORIFICIOS L=105,25mm B3362002 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 7+6 ORIFICIOS L=157mm B3362004 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 7+6 ORIFICIOS L=157mm F3362208 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 8+6 ORIFICIOS L=173mm F3362308 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 8+6 ORIFICIOS L=173mm B3362006 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 9+6 ORIFICIOS L=189mm B3362008 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 9+6 ORIFICIOS L=189mm F3362210 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 10+6 ORIFICIOS L=205mm F3362310 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		DERECHA 10+6 ORIFICIOS L=205mm F3362111 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 11+6 ORIFICIOS L=221mm F3362112 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 11+6 ORIFICIOS L=221mm F3362212 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 12+6 ORIFICIOS L=237mm F3362312 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 12+6 ORIFICIOS L=237mm F3362122 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 13+6 ORIFICIOS L=253mm F3362121 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 13+6 ORIFICIOS L=253mm F3362214 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 14+6 ORIFICIOS L=269mm F3362314 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 14+6 ORIFICIOS L=269mm F3362115 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		IZQUIERDA 15+6 ORIFICIOS L=285mm F3362114 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 15+6 ORIFICIOS L=285mm F3362116 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 16+6 ORIFICIOS L=301mm F3362117 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 16+6 ORIFICIOS L=301mm F3362017 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 17+6 ORIFICIOS L=317mm F3362018 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 17+6 ORIFICIOS L=317mm F3362021 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 18+6 ORIFICIOS L=333mm F3362020 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 18+6 ORIFICIOS L=333mm F3362019 PLACA SOSTEN CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN IZQUIERDA 19+6 ORIFICIOS L=349mm F3362022 PLACA SOSTEN
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DERECHA 19+6 ORIFICIOS L=349mm B3364002 PLACA CONDILAR 95° LÁMINA 50mm 5 ORIFICIOS L=91mm B3364004 PLACA CONDILAR 95° LÁMINA 50mm 7 ORIFICIOS L=123mm B3364006 PLACA CONDILAR 95° LÁMINA 50mm 9 ORIFICIOS L=155mm B3364008 PLACA CONDILAR 95° LÁMINA 50mm 12 ORIFICIOS L=203mm B3364010 PLACA CONDILAR 95° LÁMINA 60mm 5 ORIFICIOS L=91mm B3364012 PLACA CONDILAR 95° LÁMINA 60mm 7 ORIFICIOS L=123mm B3364014 PLACA CONDILAR 95° LÁMINA 60mm 9 ORIFICIOS L=155mm B3364016 PLACA CONDILAR 95° LÁMINA 60mm 12 ORIFICIOS L=203mm B3364018 PLACA CONDILAR 95° LÁMINA 70mm 5 ORIFICIOS L=91mm B3364020 PLACA CONDILAR 95° LÁMINA 70mm 7 ORIFICIOS L=123mm B3364022 PLACA
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		CONDILAR 95° LÁMINA 70mm 9 ORIFICIOS L=155mm B3364024 PLACA
		CONDILAR 95° LÁMINA 70mm 12 ORIFICIOS L=203mm B3364026 PLACA
		CONDILAR 95° LÁMINA 80mm 5 ORIFICIOS L=91mm B3364028 PLACA
		CONDILAR 95° LÁMINA 80mm 7 ORIFICIOS L=123mm B3364030 PLACA
		CONDILAR 95° LÁMINA 80mm 9 ORIFICIOS L=155mm B3364032 PLACA
		CONDILAR 95° LÁMINA 80mm 12 ORIFICIOS L=203mm B3364034 PLACA
		CONDILAR 95° LÁMINA 90mm 5 ORIFICIOS L=91mm B3364036 PLACA
		CONDILAR 95° LÁMINA 90mm 7 ORIFICIOS L=123mm B3364038 PLACA
		CONDILAR 95° LÁMINA 90mm 9 ORIFICIOS L=155mm B3364040 PLACA
		CONDILAR 95° LÁMINA 90mm 12 ORIFICIOS L=203mm B3365002 PLACA
		CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 50mm 5



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ORIFICIOS L=91mm B3365004 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 50mm 7
		ORIFICIOS L=123mm B3365006 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 50mm 9
		ORIFICIOS L=155mm B3365008 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 50mm 12
		ORIFICIOS L=203mm F3365014 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 50mm 14
		ORIFICIOS L=235mm F3365016 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 50mm 16
		ORIFICIOS L=267mm F3365018 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 50mm 18
		ORIFICIOS L=299mm F3365020 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 50mm 21
		ORIFICIOS L=347mm B3365010 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 60mm 5
		ORIFICIOS L=91mm B3365012 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 60mm 7



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ORIFICIOS L=123mm B3365014 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 60mm 9 ORIFICIOS L=155mm B3365016 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 60mm 12 ORIFICIOS L=203mm F3365017 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 60mm 14 ORIFICIOS L=235mm F3365040 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 60mm 16 ORIFICIOS L=267mm F3365042 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 60mm 18 ORIFICIOS L=299mm F3365048 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 60mm 21 ORIFICIOS L=347mm B3365018 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 70mm 5 ORIFICIOS L=91mm B3365020 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 70mm 7 ORIFICIOS L=123mm B3365022 PLACA CONDILAR
--	--	---





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 70mm	9
		ORIFICIOS L=155mm	
		B3365024 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 70mm	12
		ORIFICIOS L=203mm	
		F3365021 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 70mm	14
		ORIFICIOS L=235mm	
		F3365050 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 70mm	16
		ORIFICIOS L=267mm	
		F3365052 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 70mm	18
		ORIFICIOS L=299mm	
		F3365054 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 70mm	21
		ORIFICIOS L=347mm	
		B3365026 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 80mm	5
		ORIFICIOS L=91mm	
		B3365028 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 80mm	7
		ORIFICIOS L=123mm	
		B3365030 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 80mm	9
		ORIFICIOS L=155mm	
		B3365032 PLACA	
		CONDILAR	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 80mm	12
		ORIFICIOS L=203mm	
		F3365033 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 80mm	14
		ORIFICIOS L=235mm	
		F3365060 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 80mm	16
		ORIFICIOS L=267mm	
		F3365062 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 80mm	18
		ORIFICIOS L=299mm	
		F3365064 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 80mm	21
		ORIFICIOS L=347mm	
		B3365034 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 90mm	5
		ORIFICIOS L=91mm	
		B3365036 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 90mm	7
		ORIFICIOS L=123mm	
		B3365038 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 90mm	9
		ORIFICIOS L=155mm	
		B3365040 PLACA	
		CONDILAR	
		AUTOCOMPRESIÓN	95°
		LÁMINA 90mm	12
		ORIFICIOS L=203mm	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		F3365041 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 90mm 14 ORIFICIOS L=235mm
		F3365066 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 90mm 16 ORIFICIOS L=267mm
		F3365068 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 90mm 18 ORIFICIOS L=299mm
		F3365070 PLACA CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN 95° LÁMINA 90mm 21 ORIFICIOS L=347mm
		B3352005 PLACA CUCHARA 5 ORIFICIOS L=100mm
		B3352006 PLACA CUCHARA 6 ORIFICIOS L=120mm
		B3354003 PLACA EN "T" 3+2 ORIFICIOS L=67mm
		B3354004 PLACA EN "T" 4+2 ORIFICIOS L=83mm
		B3354005 PLACA EN "T" 5+2 ORIFICIOS L=99mm
		B3354006 PLACA EN "T" 6+2 ORIFICIOS L=115mm
		B3354007 PLACA EN "T" 7+2 ORIFICIOS L=131mm
		B3354008 PLACA EN "T" 8+2 ORIFICIOS L=147mm
		F3354009 PLACA EN "T" 9+2 ORIFICIOS L=163mm
		B3354010 PLACA EN "T" 10+2 ORIFICIOS L=179mm
		F3354011 PLACA EN "T" 11+2 ORIFICIOS L=195mm
		F3354012 PLACA EN "T"



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		12+2 ORIFICIOS L=211mm B3359003 PLACA SOSTEN EN "T" 3+2 ORIFICIOS L=65mm B3359004 PLACA SOSTEN EN "T" 4+2 ORIFICIOS L=81mm B3359005 PLACA SOSTEN EN "T" 5+2 ORIFICIOS L=97mm B3359006 PLACA SOSTEN EN "T" 6+2 ORIFICIOS L=113mm F3359007 PLACA SOSTEN EN "T" 7+2 ORIFICIOS L=129mm F3359008 PLACA SOSTEN EN "T" 8+2 ORIFICIOS L=145mm F3359009 PLACA SOSTEN EN "T" 9+2 ORIFICIOS L=161mm F3359010 PLACA SOSTEN EN "T" 10+2 ORIFICIOS L=177mm F3359012 PLACA SOSTEN EN "T" 12+2 ORIFICIOS L=209mm F3360003 PLACA SOSTEN EN "L" DERECHA 3+2 ORIFICIOS L=70mm B3360004 PLACA SOSTEN EN "L" DERECHA 4+2 ORIFICIOS L=86mm F3360005 PLACA SOSTEN EN "L" DERECHA 5+2 ORIFICIOS L=102mm F3360006 PLACA SOSTEN EN "L" DERECHA 6+2 ORIFICIOS L=118mm F3360007 PLACA SOSTEN EN "L" DERECHA 7+2 ORIFICIOS L=134mm
--	--	---

5.  
 1



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>F3360008 PLACA SOSTEN EN "L" DERECHA 8+2 ORIFICIOS L=150mm  F3360009 PLACA SOSTEN EN "L" DERECHA 9+2 ORIFICIOS L=166mm  F3360010 PLACA SOSTEN EN "L" DERECHA 10+2 ORIFICIOS L=182mm  F3360012 PLACA SOSTEN EN "L" DERECHA 12+2 ORIFICIOS L=214mm  F3360103 PLACA SOSTEN EN "L" IZQUIERDA 3+2 ORIFICIOS L=70mm  B3360002 PLACA SOSTEN EN "L" IZQUIERDA 4+2 ORIFICIOS L=86mm  F3360105 PLACA SOSTEN EN "L" IZQUIERDA 5+2 ORIFICIOS L=102mm  F3360106 PLACA SOSTEN EN "L" IZQUIERDA 6+2 ORIFICIOS L=118mm  F3360107 PLACA SOSTEN EN "L" IZQUIERDA 7+2 ORIFICIOS L=134mm  F3360108 PLACA SOSTEN EN "L" IZQUIERDA 8+2 ORIFICIOS L=150mm  F3360109 PLACA SOSTEN EN "L" IZQUIERDA 9+2 ORIFICIOS L=166mm  F3360110 PLACA SOSTEN EN "L" IZQUIERDA 10+2 ORIFICIOS L=182mm  F3360112 PLACA SOSTEN EN "L" IZQUIERDA 12+2 ORIFICIOS L=214mm  B3363052 PLACA SOSTEN "L" LATERAL DERECHA 5 ORIFICIOS L=118,4mm  B3363053 PLACA SOSTEN "L" LATERAL IZQUIERDA 5 ORIFICIOS L=118,4mm</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3363072 PLACA SOSTEN "L" LATERAL DERECHA 7 ORIFICIOS L=150,4mm B3363073 PLACA SOSTEN "L" LATERAL IZQUIERDA 7 ORIFICIOS L=150,4mm B3363092 PLACA SOSTEN "L" LATERAL DERECHA 9 ORIFICIOS L=182,4mm B3363093 PLACA SOSTEN "L" LATERAL IZQUIERDA 9 ORIFICIOS L=182,4mm B3363112 PLACA SOSTEN "L" LATERAL DERECHA 11 ORIFICIOS L=214,4mm B3363113 PLACA SOSTEN "L" LATERAL IZQUIERDA 11 ORIFICIOS L=214,4mm B3363132 PLACA SOSTEN "L" LATERAL DERECHA 13 ORIFICIOS L=246,4mm B3363133 PLACA SOSTEN "L" LATERAL IZQUIERDA 13 ORIFICIOS L=246,4mm B3370002 PLACA PERTROCANTEREA 130° LÁMINA 50mm 4 ORIFICIOS L=72mm B3370004 PLACA PERTROCANTEREA 130° LÁMINA 60mm 4 ORIFICIOS L=72mm B3370006 PLACA PERTROCANTEREA 130° LÁMINA 70mm 4 ORIFICIOS L=72mm B3370008 PLACA PERTROCANTEREA 130° LÁMINA 75mm 4 ORIFICIOS L=72mm B3370010 PLACA PERTROCANTEREA 130° LÁMINA 80mm 4
--	--	--

Σ  
 1



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		ORIFICIOS L=72mm	
		B3370012 PLACA	
		PERTROCANTEREA	130°
		LÁMINA 85mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		B3370014 PLACA	
		PERTROCANTEREA	130°
		LÁMINA 90mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		B3370016 PLACA	
		PERTROCANTEREA	130°
		LÁMINA 95mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		B3370018 PLACA	
		PERTROCANTEREA	130°
		LÁMINA 100mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		B3370020 PLACA	
		PERTROCANTEREA	130°
		LÁMINA 105mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		B3370022 PLACA	
		PERTROCANTEREA	130°
		LÁMINA 110mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		B3370028 PLACA	
		PERTROCANTEREA	130°
		LÁMINA 70mm	6
		ORIFICIOS L=104mm	
		B3370032 PLACA	
		PERTROCANTEREA	130°
		LÁMINA 80mm	6
		ORIFICIOS L=104mm	
		B3370036 PLACA	
		PERTROCANTEREA	130°
		LÁMINA 90mm	6
		ORIFICIOS L=104mm	
		B3370050 PLACA	
		PERTROCANTEREA	130°
		LÁMINA 70mm	9
		ORIFICIOS L=152mm	
		B3370054 PLACA	
		PERTROCANTEREA	130°
		LÁMINA 80mm	9
		ORIFICIOS L=152mm	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		B3370058 PLACA PERTROCANTEREA 130° LÁMINA 90mm 9 ORIFICIOS L=152mm
		B3370072 PLACA PERTROCANTEREA 130° LÁMINA 70mm 12 ORIFICIOS L=200mm
		B3370076 PLACA PERTROCANTEREA 130° LÁMINA 80mm 12 ORIFICIOS L=200mm
		B3370080 PLACA PERTROCANTEREA 130° LÁMINA 90mm 12 ORIFICIOS L=200mm
		B3372002 PLACA PERTROCANTEREA AUTOCOMPRESIÓN 130° LÁMINA 50mm 4 ORIFICIOS L=72mm
		B3372004 PLACA PERTROCANTEREA AUTOCOMPRESIÓN 130° LÁMINA 60mm 4 ORIFICIOS L=72mm
		B3372006 PLACA PERTROCANTEREA AUTOCOMPRESIÓN 130° LÁMINA 70mm 4 ORIFICIOS L=72mm
		B3372008 PLACA PERTROCANTEREA AUTOCOMPRESIÓN 130° LÁMINA 75mm 4 ORIFICIOS L=72mm
		B3372010 PLACA PERTROCANTEREA AUTOCOMPRESIÓN 130° LÁMINA 80mm 4 ORIFICIOS L=72mm
		B3372012 PLACA PERTROCANTEREA

E A





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		AUTOCOMPRESIÓN	130°
		LÁMINA 85mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		B3372014 PLACA	
		PERTROCANTEREA	
		AUTOCOMPRESIÓN	130°
		LÁMINA 90mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		B3372016 PLACA	
		PERTROCANTEREA	
		AUTOCOMPRESIÓN	130°
		LÁMINA 95mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		B3372018 PLACA	
		PERTROCANTEREA	
		AUTOCOMPRESIÓN	130°
		LÁMINA 100mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		B3372020 PLACA	
		PERTROCANTEREA	
		AUTOCOMPRESIÓN	130°
		LÁMINA 105mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		B3372022 PLACA	
		PERTROCANTEREA	
		AUTOCOMPRESIÓN	130°
		LÁMINA 110mm	4
		ORIFICIOS L=72mm	
		F3372023 PLACA	
		PERTROCANTEREA	
		AUTOCOMPRESIÓN	130°
		LÁMINA 50mm	5
		ORIFICIOS L=88mm	
		B3372028 PLACA	
		PERTROCANTEREA	
		AUTOCOMPRESIÓN	130°
		LÁMINA 70mm	6
		ORIFICIOS L=104mm	
		B3372032 PLACA	
		PERTROCANTEREA	
		AUTOCOMPRESIÓN	130°
		LÁMINA 80mm	6
		ORIFICIOS L=104mm	
		B3372036 PLACA	
		PERTROCANTEREA	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		AUTOCOMPRESIÓN 130°
		LÁMINA 90mm 6
		ORIFICIOS L=104mm
		B3372050 PLACA
		PERTROCANTEREA
		AUTOCOMPRESIÓN 130°
		LÁMINA 70mm 9
		ORIFICIOS L=152mm
		B3372054 PLACA
		PERTROCANTEREA
		AUTOCOMPRESIÓN 130°
		LÁMINA 80mm 9
		ORIFICIOS L=152mm
		B3372058 PLACA
		PERTROCANTEREA
		AUTOCOMPRESIÓN 130°
		LÁMINA 90mm 9
		ORIFICIOS L=152mm
		B3372072 PLACA
		PERTROCANTEREA
		AUTOCOMPRESIÓN 130°
		LÁMINA 70mm 12
		ORIFICIOS L=200mm
		B3372076 PLACA
		PERTROCANTEREA
		AUTOCOMPRESIÓN 130°
		LÁMINA 80mm 12
		ORIFICIOS L=200mm
		B3372080 PLACA
		PERTROCANTEREA
		AUTOCOMPRESIÓN 130°
		LÁMINA 90mm 12
		ORIFICIOS L=200mm
		B3374004 PLACA
		OSTEOTOMÍA ADULTOS
		90° LAMINA 40mm
		DESPLAZAMIENTO 15mm
		B3374016 PLACA
		OSTEOTOMÍA ADULTOS
		90° LAMINA 50mm
		DESPLAZAMIENTO 10mm
		B3374018 PLACA
		OSTEOTOMÍA ADULTOS

Σ A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		90° LAMINA 50mm DESPLAZAMIENTO 15mm B3374020 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 90° LAMINA 50mm DESPLAZAMIENTO 20mm B3374030 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 90° LAMINA 60mm DESPLAZAMIENTO 10mm B3374032 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 90° LAMINA 60mm DESPLAZAMIENTO 15mm B3374034 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 90° LAMIAN 60mm DESPLAZAMIENTO 20mm B3374022 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 100° LAMINA 50mm DESPLAZAMIENTO 10mm B3374036 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 100° LAMINA 60mm DESPLAZAMIENTO 10mm B3374052 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 110° LAMINA 65mm DESPLAZAMIENTO 9mm B3374066 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 110° LAMINA 75mm DESPLAZAMIENTO 9mm B3374080 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 110° LAMINA 85mm DESPLAZAMIENTO 9mm B3374054 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 120° LAMINA 65mm DESPLAZAMIENTO 11mm B3374068 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 120° LAMINA 5mm
--	--	--

E. A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		DESPLAZAMIENTO 11mm B3374082 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 120° LAMINA 85mm DESPLAZAMIENTO 11mm B3374028 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS 160° LAMINA 50mm DESPLAZAMIENTO 0mm B3376004 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 90° LAMINA 40mm DESPLAZAMIENTO 15mm B3376016 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 90° LAMINA 50 mm DESPLAZAMIENTO 10mm B3376018 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 90° LAMINA 50mm DESPLAZAMIENTO 15mm B3376020 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 90° LAMINA 50mm DESPLAZAMIENTO 20mm B3376030 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 90° LAMINA 60mm DESPLAZAMIENTO 10mm B3376032 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 90° LAMINA 60mm DESPLAZAMIENTO 15mm B3376034 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 90° LAMINA 60mm
--	--	--

E  
 A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	DESPLAZAMIENTO 20mm F3376035 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 90° LAMINA 70mm DESPLAZAMIENTO 15mm F3376046 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 90° LAMINA 80mm DESPLAZAMIENTO 15mm B3376022 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 100° LAMINA 50mm DESPLAZAMIENTO 10mm F3376024 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 100° LAMINA 50mm DESPLAZAMIENTO 15mm B3376036 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 100° LAMINA 60mm DESPLAZAMIENTO 10mm F3376038 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 100° LAMINA 60mm DESPLAZAMIENTO 15mm F3376056 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 100° LAMINA 70mm DESPLAZAMIENTO 15mm F3376076 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 100° LAMINA 80mm DESPLAZAMIENTO 15mm B3376052 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 110° LAMINA 65mm
--	---

Σ  
 A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		DESPLAZAMIENTO 9mm B3376066 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 110° LAMINA 75mm DESPLAZAMIENTO 9mm B3376080 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 110° LAMINA 85 mm DESPLAZAMIENTO 9mm B3376054 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 120° LAMINA 65mm DESPLAZAMIENTO 11mm B3376068 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 120° LAMINA 75mm DESPLAZAMIENTO 11mm B3376082 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 120° LAMINA 85mm DESPLAZAMIENTO 11mm B3376028 PLACA OSTEOTOMÍA ADULTOS AUTOCOMPRESIÓN 160° LAMINA 50mm DESPLAZAMIENTO 0mm B3378016 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 80° LAMINA 35mm DESPLAZAMIENTO 8mm B3378024 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 80° LAMINA 45mm DESPLAZAMIENTO 8mm F3378001 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 90° LAMINA 25mm DESPLAZAMIENTO 7mm
--	--	---

E A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		F3378003 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 90° LAMINA 25mm DESPLAZAMIENTO 12mm B3378002 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 90° LAMINA 32mm DESPLAZAMIENTO 7mm B3378004 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 90° LAMINA 32mm DESPLAZAMIENTO 12mm B3378018 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 90° LAMINA 35mm DESPLAZAMIENTO 8mm B3378010 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 90° LAMINA 42mm DESPLAZAMIENTO 7mm B3378012 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 90° LAMINA 42mm DESPLAZAMIENTO 12mm B3378026 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 90° LAMINA 45mm DESPLAZAMIENTO 8mm B3378020 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 100° LAMINA 35mm DESPLAZAMIENTO 8mm B3378028 PLACA OSTEOTOMÍA NIÑOS 100° LAMINA 45mm DESPLAZAMIENTO 8mm B3378030 PLACA OSTEOTOMIA ADOLESCENTES 90° LAMINA 40mm DESPLAZAMIENTO 10mm B3378032 PLACA OSTEOTOMIA ADOLESCENTES 90° LAMINA 40mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		DESPLAZAMIENTO 15mm B3378034 PLACA OSTEOTOMIA ADOLESCENTES 90° LAMINA 50mm DESPLAZAMIENTO 10mm B3378036 PLACA OSTEOTOMIA ADOLESCENTES 90° LAMINA 50mm DESPLAZAMIENTO 15mm F3378040 PLACA OSTEOTOMIA ADOLESCENTES 90° LAMINA 60mm DESPLAZAMIENTO 15mm F3378050 PLACA OSTEOTOMIA ADOLESCENTES 90° LAMINA 60mm DESPLAZAMIENTO 20mm C6595904 PLACA TUBO CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 95° 4+2 ORIFICIOS , L 100mm C6595906 PLACA TUBO CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 95° 6+2 ORIFICIOS , L 132mm C6595908 PLACA TUBO CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 95° 8+2 ORIFICIOS , L 164mm C6595910 PLACA TUBO CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 95° 10+2 ORIFICIOS , L 196mm C6595912 PLACA TUBO CONDILAR
--	--	---

Σ  
 A





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 95° 12 +2 ORIFICIOS, L 228mm C6595914 PLACA TUBO CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 95° 14+2 ORIFICIOS, L 260mm C6595916 PLACA TUBO CONDILAR AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 95° 16+2 ORIFICIOS, L 292mm C6596302 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 130° 2 ORIFICIOS L=46mm C6596303 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 130° 3 ORIFICIOS L=62mm C6596304 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 130° 4 ORIFICIOS L=78mm C6596305 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 130° 5 ORIFICIOS L=94mm C6596306 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 130° 6 ORIFICIOS L=110mm C6596307 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 130° 7 ORIFICIOS L=126mm C6596308 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 130° 8 ORIFICIOS L=142mm C6596309 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 130° 9 ORIFICIOS L=158mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		<p>C6596310 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 130° 10 ORIFICIOS          L=174mm</p> <p>C6596312 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 130° 12 ORIFICIOS          L=206mm</p> <p>C6596314 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 130° 14 ORIFICIOS          L=238mm</p> <p>C6596316 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 130° 16 ORIFICIOS          L=270mm</p> <p>C6596352 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 135° 2 ORIFICIOS          L=46mm</p> <p>C6596353 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 135° 3 ORIFICIOS          L=62mm</p> <p>C6596354 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 135° 4 ORIFICIOS          L=78mm</p> <p>C6596355 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 135° 5 ORIFICIOS          L=94mm</p> <p>C6596356 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 135° 6 ORIFICIOS          L=110mm</p> <p>C6596357 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 135° 7 ORIFICIOS          L=126mm</p> <p>C6596358 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 135° 8 ORIFICIOS</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>L=142mm C6596359 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 135° 9 ORIFICIOS L=158mm C6596360 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 135° 10 ORIFICIOS L=174mm C6596362 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 135° 12 ORIFICIOS L=206mm C6596364 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 135° 14 ORIFICIOS L=238mm C6596366 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 135° 16 ORIFICIOS L=270mm C6596402 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 140° 2 ORIFICIOS L=46mm C6596403 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 140° 3 ORIFICIOS L=62mm C6596404 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 140° 4 ORIFICIOS L=78mm C6596405 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 140° 5 ORIFICIOS L=94mm C6596406 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 140° 6 ORIFICIOS L=110mm C6596407 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 140° 7 ORIFICIOS L=126mm</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		<p>C6596408 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 140° 8 ORIFICIOS          L=142mm</p> <p>C6596409 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 140° 9 ORIFICIOS          L=158mm</p> <p>C6596410 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 140° 10 ORIFICIOS          L=174mm</p> <p>C6596412 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 140° 12 ORIFICIOS          L=206mm</p> <p>C6596414 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 140° 14 ORIFICIOS          L=238mm</p> <p>C6596416 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 140° 16 ORIFICIOS          L=270mm</p> <p>C6596452 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 145° 2 ORIFICIOS          L=46mm</p> <p>C6596453 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 145° 3 ORIFICIOS          L=62mm</p> <p>C6596454 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 145° 4 ORIFICIOS          L=78mm</p> <p>C6596455 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 145° 5 ORIFICIOS          L=94mm</p> <p>C6596456 PLACA TUBO          AUTOCOMPRESIÓN DB-          TEST 145° 6 ORIFICIOS</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>L=110mm C6596457 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 145° 7 ORIFICIOS L=126mm C6596458 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 145° 8 ORIFICIOS L=142mm C6596459 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 145° 9 ORIFICIOS L=158mm C6596460 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 145° 10 ORIFICIOS L=174mm C6596462 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 145° 12 ORIFICIOS L=206mm C6596464 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 145° 14 ORIFICIOS L=238mm C6596466 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 145° 16 ORIFICIOS L=270mm C6596502 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 2 ORIFICIOS L=46mm C6596503 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 3 ORIFICIOS L=62mm C6596504 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 4 ORIFICIOS L=78mm C6596505 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 5 ORIFICIOS L=94mm</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>C6596506 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 6 ORIFICIOS L=110mm</p> <p>C6596507 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 7 ORIFICIOS L=126mm</p> <p>C6596508 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 8 ORIFICIOS L=142mm</p> <p>C6596509 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 9 ORIFICIOS L=158mm</p> <p>C6596510 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 10 ORIFICIOS L=174mm</p> <p>C6596512 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 12 ORIFICIOS L=206mm</p> <p>C6596514 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 14 ORIFICIOS L=238mm</p> <p>C6596516 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 150° 16 ORIFICIOS L=270mm</p> <p>C6596802 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 2 ORIFICIOS L=46mm</p> <p>C6596803 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 3 ORIFICIOS L=62mm</p> <p>C6596804 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 4</p>
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		ORIFICIOS L=78mm C6596805 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 5 ORIFICIOS L=94mm C6596806 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 6 ORIFICIOS L=110mm C6596807 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 7 ORIFICIOS L=126mm C6596808 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 8 ORIFICIOS L=142mm C6596809 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 9 ORIFICIOS L=158mm C6596810 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 10 ORIFICIOS L=174mm C6596812 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 12 ORIFICIOS L=206mm C6596814 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 14 ORIFICIOS L=238mm C6596816 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 130° 16 ORIFICIOS L=270mm C6596852 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 2 ORIFICIOS L=46mm C6596853 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 3 ORIFICIOS L=62mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6596854 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 4 ORIFICIOS L=78mm C6596855 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 5 ORIFICIOS L=94mm C6596856 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 6 ORIFICIOS L=110mm C6596857 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 7 ORIFICIOS L=126mm C6596858 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 8 ORIFICIOS L=142mm C6596859 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 9 ORIFICIOS L=158mm C6596860 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 10 ORIFICIOS L=174mm C6596862 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 12 ORIFICIOS L=206mm C6596864 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 14 ORIFICIOS L=238mm C6596866 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 135° 16 ORIFICIOS L=270mm C6596872 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 2
--	--	---





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		ORIFICIOS L=46mm C6596873 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 3 ORIFICIOS L=62mm C6596874 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 4 ORIFICIOS L=78mm C6596875 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 5 ORIFICIOS L=94mm C6596876 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 6 ORIFICIOS L=110mm C6596877 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 7 ORIFICIOS L=126mm C6596878 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 8 ORIFICIOS L=142mm C6596879 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 9 ORIFICIOS L=158mm C6596880 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 10 ORIFICIOS L=174mm C6596882 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 12 ORIFICIOS L=206mm C6596884 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 14 ORIFICIOS L=238mm C6596886 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 140° 16 ORIFICIOS L=270mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6596952 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 2 ORIFICIOS L=46mm C6596953 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 3 ORIFICIOS L=62mm C6596954 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 4 ORIFICIOS L=78mm C6596955 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 5 ORIFICIOS L=94mm C6596956 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 6 ORIFICIOS L=110mm C6596957 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 7 ORIFICIOS L=126mm C6596958 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 8 ORIFICIOS L=142mm C6596959 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 9 ORIFICIOS L=158mm C6596960 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 10 ORIFICIOS L=174mm C6596962 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 12 ORIFICIOS L=206mm C6596964 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 14
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	ORIFICIOS L=238mm C6596966 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 145° 16 ORIFICIOS L=270mm C6596972 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 2 ORIFICIOS L=46mm C6596973 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 3 ORIFICIOS L=62mm C6596974 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 4 ORIFICIOS L=78mm C6596975 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 5 ORIFICIOS L=94mm C6596976 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 6 ORIFICIOS L=110mm C6596977 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 7 ORIFICIOS L=126mm C6596978 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 8 ORIFICIOS L=142mm C6596979 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 9 ORIFICIOS L=158mm C6596980 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 10 ORIFICIOS L=174mm C6596982 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 12 ORIFICIOS L=206mm
--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6596984 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 14 ORIFICIOS L=238mm C6596986 PLACA TUBO AUTOCOMPRESIÓN DB- TEST 25mm 150° 16 ORIFICIOS L=270mm C6599050 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=50mm C6599055 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=55mm C6599060 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=60mm C6599065 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=65mm C6599070 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=70mm C6599075 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=75mm C6599080 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=80mm C6599085 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=85mm C6599090 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=90mm C6599095 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=95mm C6599100 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=100mm C6599105 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm
--	--	---

Σ A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=105mm C6599110 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=110mm C6599115 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=115mm C6599120 TORNILLO DESLIZANTE Lr=28,5mm L=120mm C6599125 TORNILLO DESLIZANTE L=125mm Lr=28,5mm C6599130 TORNILLO DESLIZANTE L=130mm Lr=28,5mm C6599135 TORNILLO DESLIZANTE L=135mm Lr=28,5mm C6599140 TORNILLO DESLIZANTE L=140mm Lr=28,5mm C6599145 TORNILLO DESLIZANTE L=145mm Lr=28,5mm C6599150 TORNILLO DESLIZANTE L=150mm Lr=28,5mm F6599350 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=50mm F6599355 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=55mm F6599360 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=60mm F6599365 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=65mm F6599370 TORNILLO
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=70mm F6599375 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=75mm F6599380 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=80mm F6599385 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=85mm F6599390 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=90mm F6599395 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=95mm F6599400 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=100mm F6599405 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=105mm F6599410 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=110mm F6599415 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=115mm F6599420 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=120mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		F6599425 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=125mm F6599430 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=130mm F6599435 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=135mm F6599440 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=140mm F6599445 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=145mm F6599450 TORNILLO DESLIZANTE AUTORROSCANTE Lr=22mm L=150mm C6600025 TORNILLO DE COMPRESIÓN L=25mm C6600035 TORNILLO DE COMPRESIÓN L=35mm C6608004E PLACA TUBO CONDILAR 95° 4 ORIFICIOS L=100mm C6608006E PLACA TUBO CONDILAR 95° 6 ORIFICIOS L=132mm C6608008E PLACA TUBO CONDILAR 95° 8 ORIFICIOS L=164mm C6608010E PLACA TUBO CONDILAR 95° 10 ORIFICIOS L=196mm C6608012E PLACA TUBO CONDILAR 95° 12 ORIFICIOS L=228mm C6608014E PLACA TUBO CONDILAR 95° 14
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ORIFICIOS L=260mm C6608016E PLACA TUBO CONDILAR 95° 16 ORIFICIOS L=292mm C6608302E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 2 ORIFICIOS L=46mm C6608303E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 3 ORIFICIOS L=62mm C6608304E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 4 ORIFICIOS L=78mm C6608305E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 5 ORIFICIOS L=94mm C6608306E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 6 ORIFICIOS L=110mm C6608307E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 7 ORIFICIOS L=126mm C6608308E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 8 ORIFICIOS L=142mm C6608309E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 9 ORIFICIOS L=158mm C6608310E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 10 ORIFICIOS L=174mm C6608312E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 12
--	--	--

L A





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	ORIFICIOS L=206mm C6608314E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 14 ORIFICIOS L=238mm C6608316E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 130° 16 ORIFICIOS L=270mm C6608352E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 2 ORIFICIOS L=46mm C6608353E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 3 ORIFICIOS L=62mm C6608354E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 4 ORIFICIOS L=78mm C6608355E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 5 ORIFICIOS L=94mm C6608356E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 6 ORIFICIOS L=110mm C6608357E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 7 ORIFICIOS L=126mm C6608358E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 8 ORIFICIOS L=142mm C6608359E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 9 ORIFICIOS L=158mm C6608360E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 10 ORIFICIOS L=174mm
--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6608362E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 12 ORIFICIOS L=206mm
		C6608364E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 14 ORIFICIOS L=238mm
		C6608366E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 135° 16 ORIFICIOS L=270mm
		C6608402E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 2 ORIFICIOS L=46mm
		C6608403E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 3 ORIFICIOS L=62mm
		C6608404E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 4 ORIFICIOS L=78mm
		C6608405E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 5 ORIFICIOS L=94mm
		C6608406E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 6 ORIFICIOS L=110mm
		C6608407E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 7 ORIFICIOS L=126mm
		C6608408E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 8 ORIFICIOS L=142mm
		C6608409E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 9



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		ORIFICIOS L=158mm C6608410E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 10 ORIFICIOS L=174mm C6608412E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 12 ORIFICIOS L=206mm C6608414E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 14 ORIFICIOS L=238mm C6608416E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 140° 16 ORIFICIOS L=270mm C6608452E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 2 ORIFICIOS L=46mm C6608453E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 3 ORIFICIOS L=62mm C6608454E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 4 ORIFICIOS L=78mm C6608455E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 5 ORIFICIOS L=94mm C6608456E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 6 ORIFICIOS L=110mm C6608457E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 7 ORIFICIOS L=126mm C6608458E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 8 ORIFICIOS L=142mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6608459E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 9 ORIFICIOS L=158mm
		C6608460E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 10 ORIFICIOS L=174mm
		C6608462E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 12 ORIFICIOS L=206mm
		C6608464E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 14 ORIFICIOS L=238mm
		C6608466E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 145° 16 ORIFICIOS L=270mm
		C6608502E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 2 ORIFICIOS L=46mm
		C6608503E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 3 ORIFICIOS L=62mm
		C6608504E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 4 ORIFICIOS L=78mm
		C6608505E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 5 ORIFICIOS L=94mm
		C6608506E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 6 ORIFICIOS L=110mm
		C6608507E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 7



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ORIFICIOS L=126mm C6608508E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 8 ORIFICIOS L=142mm C6608509E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 9 ORIFICIOS L=158mm C6608510E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 10 ORIFICIOS L=174mm C6608512E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 12 ORIFICIOS L=206mm C6608514E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 14 ORIFICIOS L=238mm C6608516E PLACA TUBO CADERA TAMBOR ESTANDAR 150° 16 ORIFICIOS L=270mm C6608802E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 2 ORIFICIOS L=46mm C6608803E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 3 ORIFICIOS L=62mm C6608804E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 4 ORIFICIOS L=78mm C6608805E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 5 ORIFICIOS L=94mm C6608806E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 6 ORIFICIOS L=110mm C6608807E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 7 ORIFICIOS L=126mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6608808E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 8 ORIFICIOS L=142mm C6608809E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 9 ORIFICIOS L=158mm C6608810E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 10 ORIFICIOS L=174mm C6608812E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 12 ORIFICIOS L=206mm C6608814E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 14 ORIFICIOS L=238mm C6608816E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 130° 16 ORIFICIOS L=270mm C6608852E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 2 ORIFICIOS L=46mm C6608853E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 3 ORIFICIOS L=62mm C6608854E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 4 ORIFICIOS L=78mm C6608855E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 5 ORIFICIOS L=94mm C6608856E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 6 ORIFICIOS L=110mm C6608857E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 7 ORIFICIOS
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=126mm C6608858E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 8 ORIFICIOS L=142mm C6608859E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 9 ORIFICIOS L=158mm C6608860E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 10 ORIFICIOS L=174mm C6608862E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 12 ORIFICIOS L=206mm C6608864E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 14 ORIFICIOS L=238mm C6608866E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 135° 16 ORIFICIOS L=270mm C6608872E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 2 ORIFICIOS L=46mm C6608873E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 3 ORIFICIOS L=62mm C6608874E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 4 ORIFICIOS L=78mm C6608875E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 5 ORIFICIOS L=94mm C6608876E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 6 ORIFICIOS L=110mm C6608877E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 7 ORIFICIOS L=126mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6608878E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 8 ORIFICIOS L=142mm C6608879E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 9 ORIFICIOS L=158mm C6608880E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 10 ORIFICIOS L=174mm C6608882E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 12 ORIFICIOS L=206mm C6608884E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 14 ORIFICIOS L=238mm C6608886E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 140° 16 ORIFICIOS L=270mm C6608952E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 2 ORIFICIOS L=46mm C6608953E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 3 ORIFICIOS L=62mm C6608954E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 4 ORIFICIOS L=78mm C6608955E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 5 ORIFICIOS L=94mm C6608956E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 6 ORIFICIOS L=110mm C6608957E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 7 ORIFICIOS
--	--	---





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=126mm C6608958E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 8 ORIFICIOS L=142mm C6608959E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 9 ORIFICIOS L=158mm C6608960E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 10 ORIFICIOS L=174mm C6608962E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 12 ORIFICIOS L=206mm C6608964E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 14 ORIFICIOS L=238mm C6608966E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 145° 16 ORIFICIOS L=270mm C6608972E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 2 ORIFICIOS L=46mm C6608973E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 3 ORIFICIOS L=62mm C6608974E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 4 ORIFICIOS L=78mm C6608975E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 5 ORIFICIOS L=94mm C6608976E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 6 ORIFICIOS L=110mm C6608977E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 7 ORIFICIOS L=126mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>C6608978E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 8 ORIFICIOS L=142mm</p> <p>C6608979E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 9 ORIFICIOS L=158mm</p> <p>C6608980E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 10 ORIFICIOS L=174mm</p> <p>C6608982E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 12 ORIFICIOS L=206mm</p> <p>C6608984E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 14 ORIFICIOS L=238mm</p> <p>C6608986E PLACA TUBO CADERA TAMBOR CORTO 150° 16 ORIFICIOS L=270mm</p> <p>C6609050E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=50mm</p> <p>C6609055E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=55mm</p> <p>C6609060E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=60mm</p> <p>C6609065E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=65mm</p> <p>C6609070E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=70mm</p> <p>C6609075E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=75mm</p> <p>C6609080E TORNILLO</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=80mm C6609085E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=85mm C6609090E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=90mm C6609095E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=95mm C6609100E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=100mm C6609105E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=105mm C6609110E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=110mm C6609115E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=115mm C6609120E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA Lr=28,5mm L=120mm C6609125E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA L=125mm Lr=28,5mm C6609130E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA L=130mm Lr=28,5mm C6609135E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA L=135mm Lr=28,5mm C6609140E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA L=140mm Lr=28,5mm C6609145E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA L=145mm Lr=28,5mm C6609150E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA LARGA L=150mm Lr=28,5mm C6609350E TORNILLO
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=50mm C6609355E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=55mm C6609360E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=60mm C6609365E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=65mm C6609370E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=70mm C6609375E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=75mm C6609380E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=80mm C6609385E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=85mm C6609390E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=90mm C6609395E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=95mm C6609400E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=100mm C6609405E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=105mm C6609410E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=110mm C6609415E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=115mm C6609420E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Lr=22mm L=120mm C6609425E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=125mm C6609430E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=130mm C6609435E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=135mm C6609440E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=140mm C6609445E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=145mm C6609450E TORNILLO DESLIZANTE ROSCA CORTA Lr=22mm L=150mm C6609525E TORNILLO DE COMPRESIÓN CORTO L=25mm C6609535E TORNILLO DE COMPRESIÓN LARGO L=35mm F6008070 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø0,8mm L=70 mm F6008080 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø0,8mm L=80 mm F6008090 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø0,8mm L=90 mm F6008100 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø0,8mm L=100 mm F6008110 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø0,8mm L=110 mm F6008120 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø0,8mm L=120
--	--	---

Σ ↗



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		mm
	F6008130 AGUJA	
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR Ø0,8mm	L=130
	mm	
	F6008140 AGUJA	
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR Ø0,8mm	L=140
	mm	
	F6008150 AGUJA	
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR Ø0,8mm	L=150
	mm	
	F6008160 AGUJA	
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR Ø0,8mm	L=160
	mm	
	F6008170 AGUJA	
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR Ø0,8mm	L=170
	mm	
	F6008180 AGUJA	
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR Ø0,8mm	L=180
	mm	
	F6008190 AGUJA	
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR Ø0,8mm	L=190
	mm	
	F6008200 AGUJA	
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR Ø0,8mm	L=200
	mm	
	F6008210 AGUJA	
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR Ø0,8mm	L=210
	mm	
	F6008220 AGUJA	
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR Ø0,8mm	L=220
	mm	
	F6008230 AGUJA	
	KIRSCHNER	PUNTA



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		TROCAR Ø0,8mm L=230 mm
		F6008240 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø0,8mm L=240 mm
		F6008250 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø0,8mm L=250 mm
		F6008260 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø0,8mm L=260 mm
		F6008270 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø0,8mm L=270 mm
		F6008280 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø0,8mm L=280 mm
		F6008285 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø0,8mm L=285 mm
		F6008290 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø0,8mm L=290 mm
		F6008300 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø0,8mm L=300 mm
		F6008310 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø0,8mm L=310 mm
		F6008320 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø0,8mm L=320 mm
		F6008330 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø0,8mm L=330



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		mm
	F6008340	AGUJA
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR	Ø0,8mm L=340
		mm
	F6008350	AGUJA
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR	Ø0,8mm L=350
		mm
	C6010070	AGUJA
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR	Ø1,0mm L=70mm
	C6010080	AGUJA
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR	Ø1,0mm L=80mm
	C6010090	AGUJA
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR	Ø1,0mm L=90mm
	C6010100	AGUJA
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR	Ø1,0mm
		L=100mm
	C6010110	AGUJA
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR	Ø1,0mm
		L=110mm
	C6010120	AGUJA
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR	Ø1,0mm
		L=120mm
	C6010130	AGUJA
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR	Ø1,0mm
		L=130mm
	C6010140	AGUJA
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR	Ø1,0mm
		L=140mm
	C6010150	AGUJA
	KIRSCHNER	PUNTA
	TROCAR	Ø1,0mm
		L=150mm
	C6010160	AGUJA





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,0mm
		L=160mm	
		C6010170	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,0mm
		L=170mm	
		C6010180	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,0mm
		L=180mm	
		C6010190	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,0mm
		L=190mm	
		C6010200	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,0mm
		L=200mm	
		C6010210	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,0mm
		L=210mm	
		C6010220	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,0mm
		L=220mm	
		F6010230	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,0mm
		L=230mm	
		C6010240	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,0mm
		L=240mm	
		C6010250	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,0mm
		L=250mm	
		C6010260	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,0mm
		L=260mm	
		C6010270	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		TROCAR Ø1,0mm L=270mm C6010280 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,0mm L=280mm C6010285 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,0mm L=285mm C6010290 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,0mm L=290mm C6010300 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,0mm L=300mm C6010310 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,0mm L=310mm C6010320 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,0mm L=320mm C6010330 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,0mm L=330mm C6010340 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,0mm L=340mm C6010350 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,0mm L=350mm C6012070 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,2mm L=70mm C6012080 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		TROCAR Ø1,2mm L=80mm C6012090 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,2mm L=90mm C6012100 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,2mm L=100mm C6012110 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,2mm L=110mm C6012120 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,2mm L=120mm C6012130 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,2mm L=130mm C6012140 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,2mm L=140mm C6012150 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,2mm L=150mm C6012160 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,2mm L=160mm C6012170 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,2mm L=170mm C6012180 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,2mm L=180mm C6012190 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,2mm L=190mm F6012200 AGUJA



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,2mm
		L=200mm	
		C6012210	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,2mm
		L=210mm	
		C6012220	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,2mm
		L=220mm	
		F6012230	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,2mm
		L=230mm	
		C6012240	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,2mm
		L=240mm	
		C6012250	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,2mm
		L=240mm	
		C6012260	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,2mm
		L=260mm	
		C6012270	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,2mm
		L=270mm	
		C6012280	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,2mm
		L=280mm	
		C6012285	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,2mm
		L=285mm	
		C6012290	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,2mm
		L=290mm	



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6012300 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,2mm L=300mm
		C6012310 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,2mm L=310mm
		C6012320 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,2mm L=320mm
		F6012330 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,2mm L=330mm
		C6012340 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,2mm L=340mm
		C6012350 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,2mm L=350mm
		F6012380 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,2mm L=380mm
		C6015070 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=70mm
		C6015080 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=80mm
		C6015090 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=90mm
		C6015100 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=100mm
		C6015110 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=110mm

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6015120 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=120mm
		C6015130 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=130mm
		C6015140 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=140mm
		C6015150 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=150mm
		C6015160 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=160mm
		C6015170 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=170mm
		C6015180 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=180mm
		C6015190 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=190mm
		F6015200 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=200mm
		C6015210 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=210mm
		C6015220 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=220mm F6015230 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm
		L=230mm C6015240 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm
		L=240mm C6015250 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm
		L=250mm C6015260 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm
		L=260mm C6015270 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm
		L=270mm F6015280 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm
		L=280mm C6015285 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm
		L=285mm C6015290 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm
		L=290mm C6015300 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm
		L=300mm C6015310 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm
		L=310mm C6015320 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm
		L=320mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		F6015330 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=330mm
		C6015340 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=340mm
		F6015355 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=350mm
		F6015380 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=380mm
		F6015500 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,5mm L=500mm
		C6018070 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=70mm
		C6018080 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=80mm
		C6018090 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=90mm
		C6018100 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=100mm
		C6018110 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=110mm
		C6018120 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=120mm
		C6018130 AGUJA KIRSCHNER PUNTA





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		TROCAR	Ø1,8mm
		L=130mm	
		C6018140 AGUJA	
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,8mm
		L=140mm	
		C6018150 AGUJA	
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,8mm
		L=150mm	
		C6018160 AGUJA	
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,8mm
		L=160mm	
		C6018170 AGUJA	
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,8mm
		L=170mm	
		C6018180 AGUJA	
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,8mm
		L=180mm	
		C6018190 AGUJA	
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,8mm
		L=190mm	
		F6018200 AGUJA	
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,8mm
		L=200mm	
		C6018210 AGUJA	
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,8mm
		L=210mm	
		C6018220 AGUJA	
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,8mm
		L=220mm	
		F6018230 AGUJA	
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,8mm
		L=230mm	
		C6018240 AGUJA	
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø1,8mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=240mm C6018250 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=250mm C6018260 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=260mm C6018270 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=270mm F6018280 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=280mm C6018285 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=285mm C6018290 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=290mm C6018300 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=300mm C6018310 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=310mm C6018320 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=320mm F6018330 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø1,8mm L=330mm C6018340 AGUJA KIRSCHNER PUNTA
--	--	--

E  
 1



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		TROCAR Ø1,8mm L=340mm
		C6018350 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,8mm L=350mm
		C6018380 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,8mm L=380mm
		F6018400 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,8mm L=400mm
		F6018430 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø1,8mm L=430mm
		C6020070 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm L=70mm
		C6020080 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm L=80mm
		C6020090 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm L=90mm
		C6020100 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm L=100mm
		C6020110 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm L=110mm
		C6020120 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm L=120mm
		C6020130 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm L=130mm
		F6020140 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		TROCAR Ø2,0mm L=140mm C6020150 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=150mm F6020160 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=160mm C6020170 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=170mm F6020180 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=180mm C6020190 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=190mm F6020200 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=200mm C6020210 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=210mm C6020220 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=220mm F6020230 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=230mm F6020240 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=240mm C6020250 AGUJA
--	--	--

C A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=250mm	
		C6020260	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=260mm	
		C6020270	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=270mm	
		F6020280	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=280mm	
		C6020285	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=285mm	
		C6020290	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=290mm	
		F6020300	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=300mm	
		C6020310	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=310mm	
		F6020320	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=320mm	
		F6020330	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=330mm	
		C6020340	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=340mm	
		F6020350	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		TROCAR	Ø2,0mm
		L=350mm	
		F6020360	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=360mm	
		C6020380	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=380mm	
		C6020400	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=400mm	
		F6020430	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=430mm	
		F6020440	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=440mm	
		F6020480	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=480mm	
		C6020500	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=500mm	
		F6020520	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=520mm	
		C6020600	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=600mm	
		C6022070	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm L=70mm
		C6022080	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		TROCAR Ø2,2mm L=80mm C6022090 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=90mm C6022100 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=100mm C6022110 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=110mm C6022120 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=120mm C6022130 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=130mm C6022140 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=140mm C6022150 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=150mm C6022160 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=160mm C6022170 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=170mm F6022180 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=180mm C6022190 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=190mm C6022200 AGUJA
--	--	---

E  
 A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm
		L=200mm	
		C6022210	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm
		L=210mm	
		C6022220	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm
		L=220mm	
		C6022230	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm
		L=230mm	
		C6022240	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm
		L=240mm	
		C6022250	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm
		L=250mm	
		C6022260	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm
		L=260mm	
		C6022270	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm
		L=270mm	
		F6022280	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm
		L=280mm	
		C6022285	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm
		L=285mm	
		C6022290	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		TROCAR	Ø2,2mm
		L=290mm	





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6022300 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=300mm
		C6022310 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=310mm
		C6022320 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=320mm
		F6022330 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=330mm
		C6022340 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=340mm
		F6022350 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=350mm
		F6022400 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=400mm
		F6022430 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=430mm
		F6022450 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=450mm
		F6022500 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=500mm
		F6022550 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=550mm
		F6022600 AGUJA



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=600mm F6022650 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=650mm F6022700 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,2mm L=700mm C6025070 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=70mm C6025080 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=80mm C6025090 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=90mm C6025100 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=100mm C6025110 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=110mm C6025120 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=120mm C6025130 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=130mm C6025140 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=140mm C6025150 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
--	--	---

E

1



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=150mm C6025160 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=160mm C6025170 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=170mm C6025180 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=180mm C6025190 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=190mm C6025200 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=200mm C6025210 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=210mm C6025220 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=220mm F6025230 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=230mm C6025240 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=240mm F6025250 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=250mm C6025260 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=260mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6025270 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=270mm
		F6025280 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=280mm
		C6025285 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=285mm
		C6025290 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=290mm
		F6025300 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=300mm
		C6025310 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=310mm
		C6025320 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=320mm
		F6025330 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=330mm
		C6025340 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=340mm
		F6025350 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=350mm
		F6025360 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=360mm F6025380 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=380mm C6236025 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=400mm F6025430 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=430mm F6025450 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=450mm C6025500 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=500mm F6025550 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=550mm C6025600 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=600mm F6025650 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=650mm F6025700 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=700mm C6236035 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø2,5mm
		L=800mm C6030070 AGUJA KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=70mm
		F6030080 AGUJA



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=80mm C6030090 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=90mm C6030100 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=100mm C6030110 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=110mm C6030120 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=120mm C6030130 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=130mm C6030140 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=140mm C6030150 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=150mm C6030160 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=160mm C6030170 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=170mm C6030180 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA TROCAR Ø 3,0mm L=180mm C6030190 AGUJA
		KIRSCHNER PUNTA



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=190mm		
		C6030200	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=200mm		
		C6030210	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=210mm		
		C6030220	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=220mm		
		F6030230	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=230mm		
		C6030240	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=240mm		
		C6030250	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=250mm		
		C6030260	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=260mm		
		C6030270	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=270mm		
		F6030280	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=280mm		
		C6030285	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=285mm		
		C6030290	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=290mm		
		C6030300	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=300mm		
		C6030310	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=310mm		
		C6030320	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=320mm		
		F6030330	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=330mm		
		C6030340	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=340mm		
		F6030350	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=350mm		
		F6030360	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=360mm		
		C6030380	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=380mm		
		F6030400	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=400mm		
		F6030430	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,0mm
		L=430mm		
		F6030450	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	TROCAR Ø 3,0mm L=450mm
	C6030500 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,0mm L=500mm
	C6030600 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,0mm L=600mm
	C6035070 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=70mm
	C6035080 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=80mm
	C6035090 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=90mm
	C6035100 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=100mm
	C6035110 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=110mm
	C6035120 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=120mm
	C6035130 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=130mm
	C6035140 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=140mm
	C6035150 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=150mm
	C6035160 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA

E- A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	TROCAR Ø 3,5mm L=160mm
	C6035170 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=170mm
	C6035180 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=180mm
	C6035190 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=190mm
	C6035200 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=200mm
	C6035210 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=210mm
	C6035220 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=220mm
	C6035230 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=230mm
	C6035240 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=240mm
	C6035250 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=250mm
	C6035260 AGUJA
	KIRSCHNER PUNTA
	TROCAR Ø 3,5mm L=260mm
	C6035270 AGUJA



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,5mm
		L=270mm		
		C6035280	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,5mm
		L=280mm		
		F6035285	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,5mm
		L=285mm		
		C6035290	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,5mm
		L=290mm		
		C6035300	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,5mm
		L=300mm		
		C6035310	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,5mm
		L=310mm		
		C6035320	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,5mm
		L=320mm		
		C6035330	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,5mm
		L=330mm		
		C6035340	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,5mm
		L=340mm		
		F6035350	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		TROCAR	Ø	3,5mm
		L=350mm		
		F6008015	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA
		BAYONETA		Ø0,8mm
		L=150mm		
		C6010015	AGUJA	
		KIRSCHNER		PUNTA

E

1



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		BAYONETA	Ø1,0mm
		L=150mm	
		C6010028	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		BAYONETA	Ø1,0mm
		L=285mm	
		C6012015	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		BAYONETA	Ø1,2mm
		L=150mm	
		F6012280	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		BAYONETA	Ø1,2mm
		L=280mm	
		C6012028	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		BAYONETA	Ø1,2mm
		L=285mm	
		C6015015	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		BAYONETA	Ø1,5mm
		L=150mm	
		C6015028	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		BAYONETA	Ø1,5mm
		L=285mm	
		C6018015	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		BAYONETA	Ø1,8mm
		L=150mm	
		C6018028	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		BAYONETA	Ø1,8mm
		L=285mm	
		C6020015	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		BAYONETA	Ø2,0mm
		L=150mm	
		C6020028	AGUJA
		KIRSCHNER	PUNTA
		BAYONETA	Ø2,0mm
		L=285mm	
		F6020038	AGUJA



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		KIRSCHNER PUNTA BAYONETA Ø2,0mm L=380mm C6022015 AGUJA KIRSCHNER PUNTA BAYONETA Ø2,2mm L=150mm C6022028 AGUJA KIRSCHNER PUNTA BAYONETA Ø2,2mm L=285mm F6025014 AGUJA KIRSCHNER PUNTA BAYONETA Ø2,5mm L=140mm C6025015 AGUJA KIRSCHNER PUNTA BAYONETA Ø2,5mm L=150mm C6025028 AGUJA KIRSCHNER PUNTA BAYONETA Ø2,5mm L=285mm C6030015 AGUJA KIRSCHNER PUNTA BAYONETA Ø3,0mm L=150mm C6030028 AGUJA KIRSCHNER PUNTA BAYONETA Ø3,0mm L=285mm F6020800 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROMA Ø2,0mm L=285mm C6236038 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROMA Ø2,5mm L=600mm C6236036 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROMA Ø2,5mm L=800mm F6030800 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROMA Ø3,0mm L=285mm F6040800 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROMA
--	--	--

E  
 A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		Ø4,0mm L=285mm F6012201 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø1,2mm L=200mm Lr=16mm F6015151 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø1,5mm L=150mm Lr=16mm F6015281 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø1,5mm L=280mm Lr=16mm F6018201 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø1,8mm L=200mm Lr=16mm F6020151 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø2,0mm L=150mm Lr=16mm F6020231 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø2,0mm L=230mm Lr=16mm F6020285 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø2,0mm L=285mm Lr=16mm F6025150 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø2,5mm L=150mm Lr=25mm F6025285 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø2,5mm L=285mm Lr=25mm F6028285 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø2,8mm L=285mm Lr=25mm F6008016 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS
--	--	--

E  
 A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		TROCAR Ø0,8mm L=150mm F6008028 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø0.8mm L=285mm F6008031 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø0.8mm L=310mm F6010100 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,0mm L=100mm F6010015 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,0mm L=150mm F6010018 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,0mm L=180mm F6010020 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,0mm L=200mm F6010028 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,0mm L=285mm F6010030 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,0mm L=300mm F6010310 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,0mm L=310mm F6012015 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,2mm L=150mm F6012018 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,2mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=180mm F6012020 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,2mm L=200mm F6012028 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,2mm L=285mm F6012030 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,2mm L=300mm F6012031 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,2mm L=310mm F6015015 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,5mm L=150mm F6015018 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,5mm L=180mm F6015020 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,5mm L=200mm F6015022 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,5mm L=220mm F6015028 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,5mm L=285mm F6015030 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø1,5mm L=300mm F6015310 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS
--	--	---

Σ  
 ↗





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		TROCAR	Ø1,5mm
		L=310mm	
		F6015033	AGUJA
		KIRSCHNER	2 PUNTAS
		TROCAR	Ø1,5mm
		L=330mm	
		F6018015	AGUJA
		KIRSCHNER	2 PUNTAS
		TROCAR	Ø1.8mm
		L=150mm	
		F6018028	AGUJA
		KIRSCHNER	2 PUNTAS
		TROCAR	Ø1.8mm
		L=285mm	
		F6018030	AGUJA
		KIRSCHNER	2 PUNTAS
		TROCAR	Ø1.8mm
		L=300mm	
		F6018031	AGUJA
		KIRSCHNER	2 PUNTAS
		TROCAR	Ø1.8mm
		L=310mm	
		F6020015	AGUJA
		KIRSCHNER	2 PUNTAS
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=150mm	
		F6020018	AGUJA
		KIRSCHNER	2 PUNTAS
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=180mm	
		F6020028	AGUJA
		KIRSCHNER	2 PUNTAS
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=285mm	
		F6020030	AGUJA
		KIRSCHNER	2 PUNTAS
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=300mm	
		F6020031	AGUJA
		KIRSCHNER	2 PUNTAS
		TROCAR	Ø2,0mm
		L=310mm	
		F6020033	AGUJA
		KIRSCHNER	2 PUNTAS
		TROCAR	Ø2,0mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=330mm F6022015 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø2,2mm L=150mm F6022028 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø2,2mm L=285mm F6022030 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø2,2mm L=300mm F6022031 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø2,2mm L=310mm F6025015 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø2,5mm L=150mm F6025028 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø2,5mm L=285mm F6025030 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø2,5mm L=300mm F6030015 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø3,0mm L=150mm F6030028 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø3,0mm L=285mm F6030030 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS TROCAR Ø3,0mm L=300mm F0230185 AGUJA KIRSCHNER CHORREADA
--	--	--

E A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Ø3,0mm l=185mm F6008815 AGUJA KIRSCHNER SIN PUNTA Ø0,8mm L=150mm F6010815 AGUJA KIRSCHNER SIN PUNTA Ø1,0mm L=150mm F6012350 AGUJA KIRSCHNER SIN PUNTA Ø1,2mm L=350mm F6012360 AGUJA KIRSCHNER SIN PUNTA Ø1,2mm L=360mm F6015350 AGUJA KIRSCHNER SIN PUNTA Ø1,5mm L=350mm F6012232 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS ROSCADAS Ø1,2 L=230mm F6015232 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS ROSCADAS Ø1,5 L=230mm F6020232 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS ROSCADAS Ø2,0 L=230mm F6025232 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS ROSCADAS Ø2,5 L=230mm F6030232 AGUJA KIRSCHNER 2 PUNTAS ROSCADAS Ø3,0 L=230mm C6236022 AGUJA KIRSCHNER PUNTA BROCA Ø2mm L=400mm F6320010 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=10mm F6320015 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=15mm F6320020 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=20mm F6320025 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		Ø2,0mm L=25mm C6320030 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=30mm F6320035 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=35mm C6320040 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=40mm F6320045 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=45mm C6320050 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=50mm F6320055 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=55mm C6320060 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=60mm C6320070 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=70mm C6320080 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=80mm C6320090 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=90mm C6320100 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=100mm C6320110 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=110mm C6320120 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=120mm C6320130 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=130mm
--	--	---

Σ 1



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6320140 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=140mm C6320150 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=150mm C6320160 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=160mm C6320170 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=170mm C6320180 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=180mm C6320190 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=190mm C6320200 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=200mm C6320210 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=210mm C6320220 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=220mm C6320230 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=230mm C6320240 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=240mm C6320250 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=250mm F6320260 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=260mm F6320300 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=300mm F6320340 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=340mm
--	--	---

Σ 1



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	F6320350 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=350mm F6320400 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=400mm F6320450 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=450mm F6320500 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=500mm F6320550 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=550mm F6320600 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,0mm L=600mm C6325025 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=25mm F6325029 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=29mm C6325030 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=30mm F6325032 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=32mm F6325034 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=34mm C6325040 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=40mm C6325045 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=45mm C6325050 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=50mm F6325055 CLAVO
--	--

E A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=55mm C6325060 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=60mm C6325065 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=65mm C6325070 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=70mm C6325075 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=75mm C6325080 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=80mm C6325085 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=85mm C6325090 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=90mm C6325095 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=95mm C6325100 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=100mm C6325110 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=110mm F6325115 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=115mm C6325120 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=120mm C6325125 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=125mm C6325130 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=130mm C6325140 CLAVO



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=140mm C6325150 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=150mm C6325160 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=160mm C6325165 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=165mm C6325170 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=170mm C6325180 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=180mm C6325190 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=190mm C6325200 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=200mm C6325205 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=205mm C6325210 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=210mm C6325215 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=215mm C6325220 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=220mm F6325223 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=223mm F6325224 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=224mm F6325225 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		Ø2,5mm L=225mm F6325226 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=226mm F6325227 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=227mm F6325228 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=228mm F6325229 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=229mm C6325230 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=230mm F6325231 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=231mm F6325232 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=232mm F6325233 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=233mm F6325234 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=234mm F6325235 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=235mm C6325240 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=240mm C6325250 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=250mm C6325260 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=260mm F6325270 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=270mm F6325280 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON
--	--	---

C - 7



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		Ø2,5mm L=280mm F6325290 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=290mm F6325300 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=300mm F6325310 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=310mm F6325320 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=320mm F6325330 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=330mm F6325340 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=340mm F6325350 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø2,5mm L=350mm F6330030 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=30mm C6330050 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=50mm C6330060 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=60mm C6330070 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=70mm C6330080 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=80mm C6330090 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=90mm C6330100 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=100mm
--	--	--

E  
 A



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6330110 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=110mm C6330120 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=120mm C6330130 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=130mm C6330140 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=140mm C6330150 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=150mm C6330160 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=160mm C6330170 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=170mm C6330180 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=180mm C6330190 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=190mm C6330200 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=200mm F6330205 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=205mm C6330210 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=210mm C6330220 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=220mm C6330230 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=230mm C6330240 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=240mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6330250 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=250mm C6330260 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=260mm C6330270 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=270mm C6330280 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=280mm C6330290 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=290mm C6330300 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=300mm F6330310 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=310mm F6330320 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=320mm F6330330 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=330mm F6330340 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=340mm F6330350 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=350mm F6330360 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,0mm L=360mm C6335050 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=50mm C6335060 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=60mm C6335070 CLAVO
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=70mm C6335080 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=80mm C6335090 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=90mm C6335100 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=100mm C6335110 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=110mm C6335120 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=120mm C6335130 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=130mm C6335140 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=140mm C6335150 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=150mm C6335160 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=160mm C6335170 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=170mm C6335180 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=180mm C6335190 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=190mm C6335200 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=200mm C6335210 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=210mm C6335220 CLAVO



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=220mm C6335230 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=230mm C6335240 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=240mm C6335250 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=250mm C6335260 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=260mm C6335270 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=270mm C6335280 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=270mm C6335290 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=290mm C6335300 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=300mm F6335320 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø3,5mm L=320mm C6340100 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=100mm C6340110 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=110mm C6340120 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=120mm C6340130 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=130mm C6340140 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	Ø4,0mm L=140mm C6340150 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=150mm C6340160 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=160mm C6340170 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=170mm C6340180 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=180mm C6340190 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=190mm C6340200 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=200mm C6340205 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=205mm C6340210 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=210mm C6340220 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=220mm C6340230 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=230mm C6340240 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=240mm C6340250 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=250mm C6340255 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=255mm C6340260 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=260mm C6340270 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON
--	---

E

A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		Ø4,0mm L=270mm C6340280 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=280mm C6340290 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=290mm C6340295 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=295mm C6340300 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=300mm C6340310 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=310mm C6340315 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=315mm C6340320 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=320mm C6340330 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=330mm C6340335 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=335mm C6340340 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=340mm C6340350 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=350mm C6340355 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=355mm F6340360 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,0mm L=360mm C6345100 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=100mm
--	--	--





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6345110 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=110mm C6345120 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=120mm C6345130 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=130mm C6345140 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=140mm C6345150 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=150mm C6345160 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=160mm C6345170 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=170mm C6345180 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=180mm C6345190 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=190mm C6345200 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=200mm C6345210 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=210mm C6345220 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=220mm C6345230 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=230mm C6345240 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=240mm C6345250 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=250mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6345260 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=260mm C6345270 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=270mm C6345280 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=280mm C6345290 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=290mm C6345300 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=300mm C6345310 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=310mm C6345320 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=320mm C6345330 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=330mm C6345340 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=340mm C6345350 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø4,5mm L=350mm C6350130 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=130mm C6350140 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=140mm C6350150 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=150mm C6350160 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=160mm C6350170 CLAVO
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=170mm C6350180 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=180mm C6350190 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=190mm C6350200 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=200mm F6350205 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=205mm C6350210 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=210mm C6350220 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=220mm C6350230 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=230mm C6350240 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=240mm C6350250 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=250mm C6350260 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=260mm C6350270 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=270mm C6350280 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=280mm C6350290 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=290mm C6350300 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=300mm C6350310 CLAVO



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=310mm C6350320 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=320mm C6350330 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=330mm C6350340 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=340mm C6350350 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=350mm C6350360 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=360mm C6350370 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=370mm C6350380 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=380mm C6350390 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=390mm C6350400 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø5,0mm L=400mm C6360200 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=200mm C6360210 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=210mm C6360220 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=220mm C6360230 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=230mm C6360240 CLAVO
		INTRAMEDULAR BASTON



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Ø6,0mm L=240mm C6360250 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=250mm C6360260 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=260mm C6360270 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=270mm C6360280 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=280mm C6360290 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=290mm C6360300 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=300mm C6360310 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=310mm C6360320 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=320mm C6360330 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=330mm C6360340 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=340mm C6360350 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=350mm C6360360 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=360mm C6360370 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=370mm C6360380 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=380mm C6360390 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Ø6,0mm L=390mm C6360400 CLAVO INTRAMEDULAR BASTON Ø6,0mm L=400mm F6380017 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=17cm F6380020 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=20cm F6380022 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=22cm F6380023 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=23cm F6380024 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=24cm F6380025 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=25cm F6380026 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=26cm F6380027 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=27cm F6380028 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=28cm F6380029 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Ø4,5mm L=29cm F6380030 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
		Ø4,5mm L=30cm F6380031 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
		Ø4,5mm L=31cm C6380032 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
		Ø4,5mm L=32cm C6380033 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
		Ø4,5mm L=33cm C6380034 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
		Ø4,5mm L=34cm C6380035 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
		Ø4,5mm L=35cm C6380036 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
		Ø4,5mm L=36cm C6380037 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
		Ø4,5mm L=37cm C6380038 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
		Ø4,5mm L=38cm C6380039 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
		Ø4,5mm L=39cm C6380040 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR
		Ø4,5mm L=40cm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6380041 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=41cm
		C6380042 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=42cm
		C6380043 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=43cm
		C6380044 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=44cm
		C6380045 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=45cm
		C6380046 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=46cm
		C6380047 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=47cm
		C6380048 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=48cm
		C6380049 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=49cm
		F6380050 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=50cm
		F6380051 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Ø4,5mm L=51cm F6380052 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=52cm F6380053 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=53cm F6380054 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=54cm F6380055 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=55cm F6380056 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA FEMUR Ø4,5mm L=56cm C6382020 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=20cm F6382021 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=21cm F6382022 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=22cm C6382023 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=23cm C6382024 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=24cm C6382025 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=25cm
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6382026 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=26cm
		C6382027 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=27cm
		C6382028 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=28cm
		C6382029 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=29cm
		C6382030 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=30cm
		C6382031 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=31cm
		C6382032 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=32cm
		C6382033 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=33cm
		C6382034 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=34cm
		C6382035 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA Ø3,5mm L=34cm
		C6382036 CLAVO INTRAMEDULAR ENDER FLEXIBLE PARA TIBIA



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	<p>Ø3,5mm L=36cm          C6382037 CLAVO          INTRAMEDULAR ENDER          FLEXIBLE PARA TIBIA          Ø3,5mm L=37cm          C6382038 CLAVO          INTRAMEDULAR ENDER          FLEXIBLE PARA TIBIA          Ø3,5mm L=38cm          C6382039 CLAVO          INTRAMEDULAR ENDER          FLEXIBLE PARA TIBIA          Ø3,5mm L=39cm          F6382200 CLAVO          INTRAMEDULAR ENDER          FLEXIBLE PARA TIBIA          PERFORADO L=200mm          F6382215 CLAVO          INTRAMEDULAR ENDER          FLEXIBLE PARA TIBIA          PERFORADO L=215mm          F6382300 CLAVO          INTRAMEDULAR ENDER          FLEXIBLE PARA TIBIA          PERFORADO L=300mm          C6388150 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø2,0mm          L=150mm          C6388160 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø2,0mm          L=160mm          C6388170 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø2,0mm          L=170mm          C6388180 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø2,0mm          L=180mm</p>
--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		<p>C6388190 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø2,0mm                  L=190mm</p> <p>C6388600 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø2,0mm                  L=200mm</p> <p>C6388205 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø2,0mm                  L=205mm</p> <p>C6388210 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø2,0mm                  L=210mm</p> <p>C6388220 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø2,0mm                  L=220mm</p> <p>C6388230 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø2,0mm                  L=230mm</p> <p>C6388240 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø2,0mm                  L=240mm</p> <p>C6388250 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø2,0mm                  L=250mm</p> <p>C6388260 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		INOXIDABLE Ø2,0mm L=260mm C6388270 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=270mm C6388280 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=280mm C6388290 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=290mm C6388300 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=300mm C6388310 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=310mm C6388320 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=320mm C6388330 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=330mm C6388340 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=340mm C6388350 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		INOXIDABLE Ø2,0mm L=350mm C6388360 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=360mm C6388370 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=370mm C6388380 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=380mm C6388390 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=390mm C6388400 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=400mm C6388410 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=410mm C6388420 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=420mm C6388430 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=430mm C6388440 CLAVO
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=440mm C6388450 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=450mm C6388460 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=460mm C6388470 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=470mm C6388480 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=480mm C6388490 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=490mm C6388500 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=500mm C6388510 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=510mm C6388520 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=520mm C6388530 CLAVO



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=530mm C6388540 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=540mm C6388550 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=550mm C6388560 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=560mm C6388570 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=570mm C6388580 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=580mm C6388590 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=590mm C6388200 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,0mm L=600mm F6385015 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=150mm C6385016 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=160mm C6385017 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=170mm C6385018 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=180mm C6385019 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=190mm F6385020 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=200mm C6385025 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=205mm F6385021 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=210mm C6385022 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=220mm F6385023 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=230mm F6385024 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=240mm F6385025 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=250mm C6385026 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=260mm C6385027 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=270mm F6385028 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=280mm C6385029 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=290mm C6385030 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=300mm C6385031 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=310mm C6385032 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE
--	--	--

7



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=320mm C6385033 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=330mm C6385034 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=340mm C6385035 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=350mm C6385036 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=360mm F6385037 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=370mm C6385038 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=380mm F6385039 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=390mm F6385040 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=400mm C6385041 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=410mm C6385042 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=420mm C6385043 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=430mm C6385044 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=440mm C6385045 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=450mm C6385046 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=460mm C6385047 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=470mm C6385048 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=480mm C6385049 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=490mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>C6385050 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=500mm</p> <p>C6385051 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=510mm</p> <p>C6385052 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=520mm</p> <p>C6385053 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=530mm</p> <p>C6385054 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=540mm</p> <p>C6385055 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=550mm</p> <p>C6385056 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=560mm</p> <p>C6385057 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=570mm</p> <p>C6385058 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø2,5mm L=580mm</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		<p>C6385059 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø2,5mm          L=590mm</p> <p>C6388250 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø2,5mm          L=600mm</p> <p>C6387015 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø3,0mm          L=150mm</p> <p>C6387016 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø3,0mm          L=160mm</p> <p>C6387017 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø3,0mm          L=170mm</p> <p>C6387018 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø3,0mm          L=180mm</p> <p>C6387019 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø3,0mm          L=190mm</p> <p>C6387020 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø3,0mm          L=200mm</p> <p>C6387025 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		INOXIDABLE Ø3,0mm L=205mm C6387021 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=210mm C6387022 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=220mm C6387023 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=230mm C6387024 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=240mm F6387025 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=250mm C6387026 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=260mm C6387027 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=270mm F6387028 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=280mm C6387029 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		INOXIDABLE Ø3,0mm L=290mm C6387030 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=300mm C6387031 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=310mm C6387032 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=320mm C6387033 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=330mm C6387034 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=340mm C6387035 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=350mm F6387036 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=360mm C6387037 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=370mm F6387038 CLAVO
--	--	--





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=380mm F6387039 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=390mm C6387040 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=400mm C6387041 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=410mm C6387042 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=420mm C6387043 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=430mm C6387044 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=440mm C6387045 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=450mm C6387046 CLAVO
		INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=460mm C6387047 CLAVO



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=470mm C6387048 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=480mm C6387049 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=490mm C6388300 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=500mm C6387051 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=510mm C6387052 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=520mm C6387053 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=530mm C6387054 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=540mm C6387055 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm
--	---

E

✓



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=550mm C6387056 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=560mm C6387057 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=570mm C6387058 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=580mm C6387059 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=590mm C6387060 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø3,0mm L=600mm F6389015 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=150mm C6389016 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=160mm C6389017 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=170mm C6389018 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=180mm C6389019 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=190mm F6389020 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=200mm F6389025 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=205mm C6389021 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=210mm C6389022 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=220mm C6389023 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=230mm C6389024 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=240mm C6389025 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=250mm C6389026 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE
--	--	--

Σ

~



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=260mm C6389027 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=270mm C6389028 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=280mm C6389029 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=290mm C6389030 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=300mm C6389031 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=310mm C6389032 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=320mm C6389033 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=330mm C6389034 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=340mm F6389035 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=350mm C6389036 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=360mm C6389037 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=370mm C6389038 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=380mm C6389039 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=390mm F6389040 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=400mm C6389041 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=410mm C6389042 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=420mm C6389043 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO ACERO INOXIDABLE Ø4,0mm L=430mm
--	--	---

E  
 A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		<p>C6389044 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø4,0mm          L=440mm</p> <p>C6389045 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø4,0mm          L=450mm</p> <p>C6389046 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø4,0mm          L=460mm</p> <p>C6389047 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø4,0mm          L=470mm</p> <p>C6389048 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø4,0mm          L=480mm</p> <p>C6389049 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø4,0mm          L=490mm</p> <p>C6389050 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø4,0mm          L=500mm</p> <p>C6389051 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø4,0mm          L=510mm</p> <p>C6389052 CLAVO          INTRAMEDULAR FLEXIBLE          PARA HÚMERO ACERO          INOXIDABLE Ø4,0mm          L=520mm</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		<p>C6389053 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø4,0mm                  L=530mm</p> <p>C6389054 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø4,0mm                  L=540mm</p> <p>C6389055 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø4,0mm                  L=550mm</p> <p>C6389056 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø4,0mm                  L=560mm</p> <p>C6389057 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø4,0mm                  L=570mm</p> <p>C6389058 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø4,0mm                  L=580mm</p> <p>C6389059 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø4,0mm                  L=590mm</p> <p>C6389060 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO ACERO                  INOXIDABLE Ø4,0mm                  L=600mm</p> <p>C6389200 CLAVO                  INTRAMEDULAR FLEXIBLE                  PARA HÚMERO TITANIO</p>
--	--	---

E

✓





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		Ø2,0mm L=450mm C6389250 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO TITANIO Ø2,5mm L=450mm C6389300 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO TITANIO Ø3,0mm L=450mm C6389350 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO TITANIO Ø3,5mm L=450mm C6389400 CLAVO INTRAMEDULAR FLEXIBLE PARA HÚMERO TITANIO Ø4,0mm L=450mm F6021120 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=120mm F6021130 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=130mm F6021140 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=140mm F6021150 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=150mm F6021160 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=160mm F6021170 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=170mm F6021180 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=180mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		F6021190 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=190mm
		F6020201 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=200mm
		F6021210 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=210mm
		F6021220 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=220mm
		F6021230 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=230mm
		F6021240 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=240mm
		F6021250 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=250mm
		F6021260 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=260mm
		F6021270 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=270mm
		F6021280 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm L=280mm
		F6021290 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,0mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=290mm
		F6021300 CLAVO
		STEINMANN PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm
		L=300mm
		F6021310 CLAVO
		STEINMANN PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm
		L=310mm
		F6021320 CLAVO
		STEINMANN PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm
		L=320mm
		F6021330 CLAVO
		STEINMANN PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm
		L=330mm
		F6021340 CLAVO
		STEINMANN PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm
		L=340mm
		F6021350 CLAVO
		STEINMANN PUNTA
		TROCAR Ø2,0mm
		L=350mm
		F6023120 CLAVO
		STEINMANN PUNTA
		TROCAR Ø2,5mm
		L=120mm
		F6023130 CLAVO
		STEINMANN PUNTA
		TROCAR Ø2,5mm
		L=130mm
		F6023140 CLAVO
		STEINMANN PUNTA
		TROCAR Ø2,5mm
		L=140mm
		F6023150 CLAVO
		STEINMANN PUNTA
		TROCAR Ø2,5mm
		L=150mm
		F6023160 CLAVO
		STEINMANN PUNTA
		TROCAR Ø2,5mm
		L=160mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		F6023170 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=170mm
		F6023180 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=180mm
		F6023190 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=190mm
		F6023200 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=200mm
		F6023210 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=210mm
		F6023220 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=220mm
		F6023230 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=230mm
		F6023240 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=240mm
		F6023250 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=250mm
		F6023260 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,5mm L=260mm
		F6023270 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,5mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=270mm	
		F6023280	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø2,5mm
		L=280mm	
		F6023290	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø2,5mm
		L=290mm	
		F6023300	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø2,5mm
		L=300mm	
		F6023310	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø2,5mm
		L=310mm	
		F6023320	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø2,5mm
		L=320mm	
		F6023330	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø2,5mm
		L=330mm	
		F6023340	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø2,5mm
		L=340mm	
		F6023350	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø2,5mm
		L=350mm	
		F6025401	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø2,5mm
		L=400mm	
		F6027120	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø2,7mm
		L=120mm	
		F6027130	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø2,7mm
		L=130mm	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		F6027140 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,7mm L=140mm
		F6027150 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,7mm L=150mm
		F6027160 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,7mm L=160mm
		F6027170 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,7mm L=170mm
		F6027180 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,7mm L=180mm
		F6027190 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,7mm L=190mm
		F6027201 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,7mm L=200mm
		F6027210 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,7mm L=210mm
		F6027220 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,7mm L=220mm
		F6027230 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,7mm L=230mm
		F6027240 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø2,7mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=240mm
	F6027250	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø2,7mm
	L=250mm	
	F6027260	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø2,7mm
	L=260mm	
	F6027270	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø2,7mm
	L=270mm	
	F6027280	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø2,7mm
	L=280mm	
	F6027290	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø2,7mm
	L=290mm	
	F6027300	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø2,7mm
	L=300mm	
	F6027310	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø2,7mm
	L=310mm	
	F6027320	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø2,7mm
	L=320mm	
	F6027330	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø2,7mm
	L=330mm	
	F6027340	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø2,7mm
	L=340mm	
	F6027350	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø2,7mm
	L=350mm	



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		F6031120	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=120mm	
		F6031130	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=130mm	
		F6031140	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=140mm	
		F6031150	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=150mm	
		F6031160	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=160mm	
		F6031170	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=170mm	
		F6031180	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=180mm	
		F6031190	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=190mm	
		F6030200	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=200mm	
		F6031210	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=210mm	
		F6031220	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=220mm
	F6031230	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,0mm
	L=230mm	
	F6031240	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,0mm
	L=240mm	
	F6030250	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,0mm
	L=250mm	
	F6031260	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,0mm
	L=260mm	
	F6031270	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,0mm
	L=270mm	
	F6031280	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,0mm
	L=280mm	
	F6031290	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,0mm
	L=290mm	
	F6030300	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,0mm
	L=300mm	
	F6031310	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,0mm
	L=310mm	
	F6031320	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,0mm
	L=320mm	
	F6031330	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,0mm
	L=330mm	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		F6031340	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=340mm	
		F6031350	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,0mm
		L=350mm	
		C6035120	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,5mm
		L=120mm	
		F6035130	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,5mm
		L=130mm	
		F6035140	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,5mm
		L=140mm	
		C6035150	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,5mm
		L=150mm	
		F6035160	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,5mm
		L=160mm	
		F6035170	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,5mm
		L=170mm	
		F6035180	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,5mm
		L=180mm	
		F6035190	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,5mm
		L=190mm	
		C6035200	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø3,5mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=200mm
	F6035210	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,5mm
	L=210mm	
	C6035220	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,5mm
	L=220mm	
	C6035230	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,5mm
	L=230mm	
	C6035240	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,5mm
	L=240mm	
	C6035250	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,5mm
	L=250mm	
	F6035260	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,5mm
	L=260mm	
	F6035270	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,5mm
	L=270mm	
	C6035280	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,5mm
	L=280mm	
	F6035290	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,5mm
	L=290mm	
	C6035300	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,5mm
	L=300mm	
	F6035310	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø3,5mm
	L=310mm	



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		F6035320 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø3,5mm L=320mm
		F6035330 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø3,5mm L=330mm
		F6035340 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø3,5mm L=340mm
		F6035351 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø3,5mm L=350mm
		F6040120 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,0mm L=120mm
		F6040130 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,0mm L=130mm
		C6040140 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,0mm L=140mm
		C6040150 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,0mm L=150mm
		F6040160 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,0mm L=160mm
		F6040170 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,0mm L=170mm
		C6040180 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,0mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=180mm
	F6040190	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,0mm
	L=190mm	
	C6040200	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,0mm
	L=200mm	
	C6040210	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,0mm
	L=210mm	
	F6040220	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,0mm
	L=220mm	
	C6040230	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,0mm
	L=230mm	
	C6040240	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,0mm
	L=240mm	
	C6040250	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,0mm
	L=250mm	
	F6040260	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,0mm
	L=260mm	
	F6040270	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,0mm
	L=270mm	
	C6040280	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,0mm
	L=280mm	
	F6040290	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,0mm
	L=290mm	

E

A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		F6040300	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,0mm
		L=300mm	
		F6040310	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,0mm
		L=310mm	
		F6040320	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,0mm
		L=320mm	
		F6040330	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,0mm
		L=330mm	
		F6040340	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,0mm
		L=340mm	
		F6040350	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,0mm
		L=350mm	
		F6045120	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=120mm	
		F6045130	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=130mm	
		F6045140	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=140mm	
		C6045150	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=150mm	
		F6045160	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm

E.

✓



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=160mm F6045170 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,5mm
		L=170mm C6045180 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,5mm
		L=180mm F6045190 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,5mm
		L=190mm C6045200 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,5mm
		L=200mm F6045210 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,5mm
		L=210mm F6045220 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,5mm
		L=220mm F6045225 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,5mm
		L=225mm F6045230 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,5mm
		L=230mm F6045240 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,5mm
		L=240mm C6045250 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,5mm
		L=250mm F6045260 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,5mm
		L=260mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		F6045270	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=270mm	
		C6045280	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=280mm	
		F6045290	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=290mm	
		F6045300	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=300mm	
		F6045310	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=310mm	
		F6045320	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=320mm	
		F6045330	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=330mm	
		F6045340	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=340mm	
		F6045350	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,5mm
		L=350mm	
		F6048120	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,8mm
		L=120mm	
		F6048130	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø4,8mm





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=130mm
	F6048140	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,8mm
	L=140mm	
	F6048150	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,8mm
	L=150mm	
	F6048160	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,8mm
	L=160mm	
	F6048170	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,8mm
	L=170mm	
	F6048180	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,8mm
	L=180mm	
	F6048190	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,8mm
	L=190mm	
	C6048200	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,8mm
	L=200mm	
	F6048210	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,8mm
	L=210mm	
	F6048220	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,8mm
	L=220mm	
	F6048230	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,8mm
	L=230mm	
	F6048240	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø4,8mm
	L=240mm	



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		C6048250 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,8mm L=250mm
		F6048260 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,8mm L=260mm
		F6048270 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,8mm L=270mm
		C6048280 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,8mm L=280mm
		F6048290 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,8mm L=290mm
		F6048300 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,8mm L=300mm
		F6048310 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,8mm L=310mm
		F6048320 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,8mm L=320mm
		F6048330 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,8mm L=330mm
		F6048340 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,8mm L=340mm
		F6048350 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø4,8mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=350mm	
		F6050120	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø5,0mm
		L=120mm	
		F6050130	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø5,0mm
		L=130mm	
		F6050140	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø5,0mm
		L=140mm	
		F6050150	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø5,0mm
		L=150mm	
		F6050160	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø5,0mm
		L=160mm	
		F6050170	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø5,0mm
		L=170mm	
		F6050180	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø5,0mm
		L=180mm	
		F6050190	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø5,0mm
		L=190mm	
		C6050200	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø5,0mm
		L=200mm	
		F6050210	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø5,0mm
		L=210mm	
		F6050220	CLAVO
		STEINMANN	PUNTA
		TROCAR	Ø5,0mm
		L=220mm	



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		F6050230 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,0mm L=230mm
		F6050240 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,0mm L=240mm
		C6050250 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,0mm L=250mm
		F6050260 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,0mm L=260mm
		F6050270 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,0mm L=270mm
		C6050280 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,0mm L=280mm
		F6050290 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,0mm L=290mm
		F6050300 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,0mm L=300mm
		F6050310 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,0mm L=310mm
		F6050320 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,0mm L=320mm
		F6050330 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,0mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=330mm
	F6050340	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø5,0mm
	L=340mm	
	F6050350	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø5,0mm
	L=350mm	
	F6055121	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø5,5mm
	L=120mm	
	F6055130	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø5,5mm
	L=130mm	
	F6055140	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø5,5mm
	L=140mm	
	F6055150	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø5,5mm
	L=150mm	
	F6055160	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø5,5mm
	L=160mm	
	F6055170	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø5,5mm
	L=170mm	
	F6055180	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø5,5mm
	L=180mm	
	F6055190	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø5,5mm
	L=190mm	
	F6055200	CLAVO
	STEINMANN	PUNTA
	TROCAR	Ø5,5mm
	L=200mm	



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		F6055210 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm L=210mm
		F6055220 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm L=220mm
		F6055230 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm L=230mm
		F6055240 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm L=240mm
		F6055250 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm L=250mm
		F6055260 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm L=260mm
		F6055270 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm L=270mm
		F6055280 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm L=280mm
		F6055290 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm L=290mm
		F6055300 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm L=300mm
		F6055310 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=310mm F6055320 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm
		L=320mm F6055330 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm
		L=330mm F6055340 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm
		L=340mm F6055350 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø5,5mm
		L=350mm F6080250 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø8,0mm
		L=250mm F6090250 CLAVO STEINMANN PUNTA TROCAR Ø9,0mm
		L=250mm F6030170 CLAVO STEINMANN EXTREMO CUADRADO Ø3,0mm
		L=170mm F6040200 CLAVO STEINMANN EXTREMO CUADRADO Ø4,0mm
		L=200mm C6051120 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø3,5mm
		L=120mm C6051150 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø3,5mm
		L=150mm C6051200 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø3,5mm
		L=200mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6051220 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø3,5mm L=220mm
		C6051240 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø3,5mm L=240mm
		C6051250 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø3,5mm L=250mm
		F6051280 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø3,5mm L=280mm
		C6051300 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø3,5mm L=300mm
		C6052150 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø4,0mm L=150mm
		C6052180 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø4,0mm L=180mm
		C6052200 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø4,0mm L=200mm
		C6052230 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø4,0mm L=230mm
		C6052250 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø4,0mm L=250mm
		F6052280 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø4,0mm





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=280mm C6053150 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø4,5mm
		L=150mm C6053180 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø4,5mm
		L=180mm C6053200 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø4,5mm
		L=200mm C6053250 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø4,5mm
		L=250mm C6054200 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø5,0mm
		L=200mm C6054250 CLAVO STEINMANN PUNTA BAYONETA Ø5,0mm
		L=250mm F0232230 CLAVO STEINMANN PUNTA ROSCADA Ø3,2mm L= 230mm
		F6035030 CLAVO STEINMANN 2 PUNTAS TROCAR Ø3,5mm
		L=300mm C6040300 CLAVO STEINMANN 2 PUNTAS TROCAR Ø4,0mm
		L=300mm F6045020 CLAVO STEINMANN 2 PUNTAS TROCAR Ø4,5mm
		L=200mm F6045030 CLAVO STEINMANN 2 PUNTAS TROCAR Ø4,5mm
		L=300mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6050300 CLAVO STEINMANN 2 PUNTAS TROCAR Ø5,0mm L=300mm C6060250 CLAVO STEINMANN CON 3 PLANOS Ø6,0mm L=250mm C6070250 CLAVO STEINMANN CON 3 PLANOS Ø7,0mm L=250mm F6050301 CLAVO STEINMANN CON ROSCA Ø5,0mm L=300mm F6440044 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,0mm L=44mm F6440051 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,0mm L=51mm F6440057 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,0mm L=57mm C6440064 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,0mm L=64mm C6440070 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,0mm L=70mm F6440075 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,0mm L=75mm C6440076 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,0mm L=76mm F6440080 CLAVO KNOWLES TUERCA
--	--	--

*E.*

*1*



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=80mm	
		C6440083	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=83mm	
		F6440085	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=85mm	
		C6440089	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=89mm	
		F6440090	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=90mm	
		C6440095	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=95mm	
		F6440100	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=100mm	
		C6440102	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=102mm	
		C6440108	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=108mm	
		C6440114	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=114mm	
		C6440121	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=121mm	
		C6440127	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=127mm	
		C6440133	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=133mm	
		C6440140	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=140mm	
		C6440146	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=146mm	
		C6440152	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,0mm
		L=152mm	
		F6448044	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=44mm	
		F6448051	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=51mm	
		F6448057	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=57mm	
		C6448064	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=64mm	
		C6448070	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=70mm	
		F6448075	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=75mm	
		C6448076	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=76mm	
		F6448080	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=80mm	
		C6448083	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=83mm	
		F6448085	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=85mm	
		C6448089	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=89mm	
		C6448090	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=90mm	
		C6448095	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=95mm	
		F6448100	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=100mm	
		C6448102	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=102mm	
		C6448108	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=108mm	
		C6448114	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm
		L=114mm	
		C6448121	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		CUADRADA	Ø4,8mm

E A



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=121mm C6448127 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,8mm
		L=127mm C6448133 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,8mm
		L=133mm C6448140 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,8mm
		L=140mm C6448146 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,8mm
		L=146mm C6448152 CLAVO KNOWLES TUERCA CUADRADA Ø4,8mm
		L=152mm C6460051 CLAVO KNOWLES TUERCA HEXAGONAL Ø4,0mm
		L=51mm C6460057 CLAVO KNOWLES TUERCA HEXAGONAL Ø4,0mm
		L=57mm C6460064 CLAVO KNOWLES TUERCA HEXAGONAL Ø4,0mm
		L=64mm C6460070 CLAVO KNOWLES TUERCA HEXAGONAL Ø4,0mm
		L=70mm C6460076 CLAVO KNOWLES TUERCA HEXAGONAL Ø4,0mm
		L=76mm C6460083 CLAVO KNOWLES TUERCA

E

1



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		HEXAGONAL	Ø4,0mm
		L=83mm	
		C6460089	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,0mm
		L=89mm	
		C6460095	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,0mm
		L=95mm	
		C6460102	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,0mm
		L=102mm	
		C6460108	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,0mm
		L=108mm	
		C6460114	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,0mm
		L=114mm	
		C6460121	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,0mm
		L=121mm	
		C6460127	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,0mm
		L=127mm	
		C6460133	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,0mm
		L=133mm	
		C6460140	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,0mm
		L=140mm	
		C6460146	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,0mm
		L=146mm	
		C6460152	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,0mm



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=152mm
	F6468051	CLAVO
	KNOWLES	TUERCA
	HEXAGONAL	Ø4,8mm
	L=51mm	
	F6468057	CLAVO
	KNOWLES	TUERCA
	HEXAGONAL	Ø4,8mm
	L=57mm	
	C6468064	CLAVO
	KNOWLES	TUERCA
	HEXAGONAL	Ø4,8mm
	L=64mm	
	C6468070	CLAVO
	KNOWLES	TUERCA
	HEXAGONAL	Ø4,8mm
	L=70mm	
	C6468076	CLAVO
	KNOWLES	TUERCA
	HEXAGONAL	Ø4,8mm
	L=76mm	
	C6468083	CLAVO
	KNOWLES	TUERCA
	HEXAGONAL	Ø4,8mm
	L=83mm	
	C6468089	CLAVO
	KNOWLES	TUERCA
	HEXAGONAL	Ø4,8mm
	L=89mm	
	C6468095	CLAVO
	KNOWLES	TUERCA
	HEXAGONAL	Ø4,8mm
	L=95mm	
	C6468102	CLAVO
	KNOWLES	TUERCA
	HEXAGONAL	Ø4,8mm
	L=102mm	
	C6468108	CLAVO
	KNOWLES	TUERCA
	HEXAGONAL	Ø4,8mm
	L=108mm	
	C6468114	CLAVO
	KNOWLES	TUERCA

E A





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		HEXAGONAL	Ø4,8mm
		L=114mm	
		C6468121	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,8mm
		L=121mm	
		C6468127	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,8mm
		L=127mm	
		C6468133	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,8mm
		L=133mm	
		C6468140	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,8mm
		L=140mm	
		C6468146	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,8mm
		L=146mm	
		C6468152	CLAVO
		KNOWLES	TUERCA
		HEXAGONAL	Ø4,8mm
		L=152mm	
		C5000015	ALFILER DE
		PALMER L=15mm	
		C5000020	ALFILER DE
		PALMER L=20mm	
		C5000025	ALFILER DE
		PALMER L=25mm	
		C5000030	ALFILER DE
		PALMER L=30mm	
		C5000035	ALFILER DE
		PALMER L=35mm	
		C5000040	ALFILER DE
		PALMER L=40mm	
		C5000045	ALFILER DE
		PALMER L=45mm	
		C5000050	ALFILER DE
		PALMER L=50mm	
		C5000055	ALFILER DE
		PALMER L=55mm	
		C5000060	ALFILER DE



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		PALMER L=60mm C5000065 ALFILER DE PALMER L=65mm C5000070 ALFILER DE PALMER L=70mm C6237530E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=300mm 125° C6237532E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=320mm 125° C6237534E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=340mm 125° C6237536E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=360mm 125° C6237538E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=380mm 125° C6237540E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=400mm 125° C6237542E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=420mm 125° C6237544E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=440mm 125° C6237546E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=460mm 125° C6237548E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		LARGO DERECHO Ø10mm L=480mm 125° C6237630E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=300mm 130° C6237632E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=320mm 130° C6237634E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=340mm 130° C6237636E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=360mm 130° C6237638E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=380mm 130° C6237640E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=400mm 130° C6237642E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=420mm 130° C6237644E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=440mm 130° C6237646E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=460mm 130° C6237648E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø10mm L=480mm 130° C6237730E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm
--	--	--

E

1



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=300mm 125° C6237732E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=320mm 125° C6237734E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=340mm 125° C6237736E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=360mm 125° C6237738E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=380mm 125° C6237740E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=400mm 125° C6237742E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=420mm 125° C6237744E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=440mm 125° C6237746E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=460mm 125° C6237748E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=480mm 125° C6237830E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=300mm 130° C6237832E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT
--	--	--

Σ  
 ↙



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		LARGO DERECHO Ø11mm L=320mm 130° C6237834E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=340mm 130° C6237836E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=360mm 130° C6237838E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=380mm 130° C6237840E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=400mm 130° C6237842E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=420mm 130° C6237844E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=440mm 130° C6237846E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=460mm 130° C6237848E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO DERECHO Ø11mm L=480mm 130° C6238530E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=300mm 125° C6238532E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=320mm 125° C6238534E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=340mm 125° C6238536E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=360mm 125° C6238538E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=380mm 125° C6238540E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=400mm 125° C6238542E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=420mm 125° C6238544E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=440mm 125° C6238546E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=460mm 125° C6238548E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=480mm 125° C6238630E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=300mm 130° C6238632E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=320mm 130° C6238634E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=340mm 130° C6238636E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=360mm 130° C6238638E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=380mm 130° C6238640E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=400mm 130° C6238642E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=420mm 130° C6238644E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=440mm 130° C6238646E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=460mm 130° C6238648E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø10mm L=480mm 130° C6238730E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=300mm 125° C6238732E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=320mm 125° C6238734E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=340mm 125° C6238736E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=360mm 125° C6238738E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=380mm 125° C6238740E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=400mm 125° C6238742E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=420mm 125° C6238744E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=440mm 125° C6238746E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=460mm 125° C6238748E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=480mm 125° C6238830E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=300mm 130° C6238832E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=320mm 130° C6238834E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=340mm 130° C6238836E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=360mm 130° C6238838E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=380mm 130° C6238840E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT
--	--	--





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=400mm 130° C6238842E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=420mm 130° C6238844E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=440mm 130° C6238846E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=460mm 130° C6238848E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT LARGO IZQUIERDO Ø11mm L=480mm 130° C6234025E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT CORTO Ø10mm 125° C6234030E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT CORTO Ø10mm 130° C6234125E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT CORTO Ø11mm 125° C6234130E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT CORTO Ø11mm 130° C6235025E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT ESTANDAR Ø10mm 125° C6235030E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT ESTANDAR Ø10mm 130° C6235125E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT ESTANDAR Ø11mm 125° C6235130E CLAVO INTRAMEDULAR LNS-GT ESTANDAR Ø11mm 130° C6235250E TAPÓN CLAVO LNS-GT C6235370E TORNILLO
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		LNS-GT COMPRESIÓN Ø9mm L=70mm C6235375E TORNILLO LNS-GT COMPRESIÓN Ø9mm L=75mm C6235380E TORNILLO LNS-GT COMPRESIÓN Ø9mm L=80mm C6235385E TORNILLO LNS-GT COMPRESIÓN Ø9mm L=85mm C6235390E TORNILLO LNS-GT COMPRESIÓN Ø9mm L=90mm C6235395E TORNILLO LNS-GT COMPRESIÓN Ø9mm L=95mm C6235400E TORNILLO LNS-GT COMPRESIÓN Ø9mm L=100mm C6235405E TORNILLO LNS-GT COMPRESIÓN Ø9mm L=105mm C6235410E TORNILLO LNS-GT COMPRESIÓN Ø9mm L=110mm C6235415E TORNILLO LNS-GT COMPRESIÓN Ø9mm L=115mm C6235420E TORNILLO LNS-GT COMPRESIÓN Ø9mm L=120mm C6235550E TORNILLO LNS- GT PROXIMAL Ø6mm L=50mm C6235555E TORNILLO LNS- GT PROXIMAL Ø6mm L=55mm C6235560E TORNILLO LNS- GT PROXIMAL Ø6mm L=60mm C6235565E TORNILLO LNS- GT PROXIMAL Ø6mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>L=65mm C6235570E TORNILLO LNS- GT PROXIMAL Ø6mm L=70mm C6235575E TORNILLO LNS- GT PROXIMAL Ø6mm L=75mm C6235580E TORNILLO LNS- GT PROXIMAL Ø6mm L=80mm C6235585E TORNILLO LNS- GT PROXIMAL Ø6mm L=85mm C6235590E TORNILLO LNS- GT PROXIMAL Ø6mm L=90mm C6235595E TORNILLO LNS- GT PROXIMAL Ø6mm L=95mm C6235600E TORNILLO LNS- GT PROXIMAL Ø6mm L=100mm C6235725E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø3,5mm L=25mm C6235730E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø3,5mm L=30mm C6235735E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø3,5mm L=35mm C6235740E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø3,5mm L=40mm C6235745E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø3,5mm L=45mm C6235750E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø3,5mm L=50mm C6235825E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø4,5mm L=25mm C6235830E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø4,5mm</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=30mm C6235835E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø4,5mm L=35mm C6235840E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø4,5mm L=40mm C6235845E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø4,5mm L=45mm C6235850E TORNILLO LNS- GT DISTAL Ø4,5mm L=50mm C6101001 GRAPA BLOUNT ANCHO 10mm C6101002 GRAPA BLOUNT ANCHO 16mm C6101003 GRAPA BLOUNT ANCHO 22mm C6101004 GRAPA BLOUNT ANCHO 28mm C6100001 GRAPA COVENTRY ESCALON 5mm C6100002 GRAPA COVENTRY ESCALON 10mm C6100003 GRAPA COVENTRY ESCALON 15mm C6102001 GRAPA H.ROS ANCHO 11mm F6102004 GRAPA H ROS ANCHO 14mm C6102002 GRAPA H.ROS ANCHO 18mm C6102003 GRAPA H.ROS ANCHO 22mm C6102004 GRAPA H.ROS ANCHO 27mm C6102005 GRAPA H.ROS ANCHO 31mm B3324310 GRAPA ESTANDAR PARA PIE 90° ANCHO 10 B3324320 GRAPA
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		ESTANDAR PARA PIE 90° ANCHO 8 B3324410 GRAPA OBLICUA PARA PIE 26° ANCHO 10 B3324420 GRAPA OBLICUA PARA PIE 26° ANCHO 8 C6104001 GRAPA OSTEOTOMÍA ANCHO 5mm C6104002 GRAPA OSTEOTOMIA ANCHO 10mm C6104003 GRAPA OSTEOTOMÍA ANCHO 15mm C6104101 GRAPA OSTEOTOMÍA SEMI- OBLICUA PEQUEÑA ANCHO 8mm C6104102 GRAPA OSTEOTOMÍA SEMI- OBLICUA GRANDE ANCHO 34mm C6104111 GRAPA OSTEOTOMÍA RECTA ANCHO 26,5mm C6104112 GRAPA OSTEOTOMÍA RECTA ANCHO 36mm C6103006 GRAPA AMERICANA PARA LIGAMENTOS ANCHO 6mm C6103008 GRAPA AMERICANA PARA LIGAMENTOS ANCHO 8mm C6103011 GRAPA AMERICANA PARA LIGAMENTOS ANCHO 11mm C6103014 GRAPA AMERICANA PARA LIGAMENTOS ANCHO 14mm C6103016 GRAPA AMERICANA PARA LIGAMENTOS ANCHO
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		16mm C6103106 GRAPA AMERICANA PARA LIGAMENTO SIN DIENTES ANCHO 6mm C6103108 GRAPA AMERICANA PARA LIGAMENTO SIN DIENTES ANCHO 8mm C6103111 GRAPA AMERICANA PARA LIGAMENTO SIN DIENTES ANCHO 11mm C6103114 GRAPA AMERICANA PARA LIGAMENTO SIN DIENTES ANCHO 14mm C6103116 GRAPA AMERICANA PARA LIGAMENTO SIN DIENTES ANCHO 16mm B3321000 ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE Ø7mm B3322000 ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE Ø13mm C6402200 ARANDELA PARA TORNILLO CANULADO DE TITANIO Ø16mm C6417016 ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE Ø16mm C6417019 ARANDELA DE ACERO INOXIDABLE Ø19mm B3320000 TUERCA PARA TORNILLO CORTICAL Ø4,5mm B3329000 TUERCA PARA PERNO F6112001 ALAMBRE DE CERCLAJE CON OJAL Ø1,0mm L=280mm
--	--	---

E

1



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		F6112002 ALAMBRE DE CERCLAJE CON OJAL Ø1,2mm L=280mm C6113000 ALAMBRE DE CERCLAJE Ø0,8mm L=10m C6113001 ALAMBRE DE CERCLAJE Ø1,0mm L=10m C6113002 ALAMBRE DE CERCLAJE Ø1,2mm L=10m C6113003 ALAMBRE DE CERCLAJE Ø1,5mm L=10m B3328060 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=60mm B3328065 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=65mm B3328070 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=70mm B3328075 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=75mm B3328080 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=80mm B3328085 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=85mm B3328090 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=90mm B3328095 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=95mm B3328100 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=100mm B3328110 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=110mm B3328120 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=120mm B3328130 PERNO
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=130mm B3328140 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=140mm B3328150 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=150mm B3328160 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=160mm B3328170 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=170mm B3328180 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=180mm B3328190 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=190mm B3328200 PERNO ROSCADO PARA TIBIA 2 TUERCAS L=200mm C6890007E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF, L=26mm H=7mm C6890008E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF, L=26mm H=8mm C6890009E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF, L=26mm H=9mm C6890010E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF, L=26mm H=10mm C6890012E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF, L=26mm H=12mm C6890014E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF, L=26mm H=14mm C6890207E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR
--	--	---





Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		TLIF, L=30mm H=7mm C6890208E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF, L=30mm H=8mm C6890209E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF, L=30mm H=9mm C6890210E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF, L=30mm H=10mm C6890212E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF, L=30mm H=12mm C6890214E CAJA INTERSOMÁTICA LUMBAR TLIF, L=30mm H=14mm Instrumental B3311200 PRFORADOR Ø2mm B3312000 VELLANADOR CANULADO PARA TORNILLOS CANULADOS Ø4mm B3313000 DESTORNILLADOR CANULADO 2.5mm B3314000 MACHO Ø4mm CANULADO B3314001 GUÍA BROCA P/ ESPONJOSA Ø4MM B3319320 PERFORADOR CANULADO Ø3.2MM B3319450 MACHO CANULADO Ø4.5MM B3319500 AVELLANADOR CANULADO PARA TORNILLOS Ø4.5MM B3319600 ESTORNILLADOR CANULADO PARA TORNILOS Ø4.5MM B3319700 GUÍA BROCA PARA TORNILLOS CANULADOS Ø4.5MM B3319800 AGUJA GUÍA
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		<p>PUNTA ROSCADA Ø1.2MM  L=150MM  B3319900 MEDIDOR DE  PROFUNDIDAD PEQUEÑO  B3323100 SISTEMA DE  GUÍA DE TORNILLOS  Ø4.5MM  B3323101 CASQUILLO P/  TORNILLO Ø4.5MM  B3323102 BROCA P/  TORNILLO Ø4.5MM  B3323103 GUÍA RECTA  PARA TORNILLOS Ø4.5MM  B3323110 SISTEMA DE  GUÍA DE TORNILLOS  Ø3.5MM  B3323111 CASQUILLO P/  TORNILLO Ø3.5MM  B3323112 BROCA P/  TORNILLO Ø3.5MM  B3323113 GUÍA RECTA  PARA TORNILLOS Ø3.5MM  B3323120 SISTEMA DE  GUÍA DE TORNILLOS  Ø2,7MM Y Ø2MM  B3323121 CASQUILLO P/  TORNILLO Ø2.7MM  B3323122 BROCA P/  TORNILLO Ø2.7MM  B3323123 GUÍA RECTA  PARA TORNILLOS Ø2.7MM  Y Ø2MM  B3323131 ASQUILLO P/  TORNILLO Ø2MM  B3323132 BROCA P/  TORNILLO Ø2MM  B3323150 TOPE DE BROCA  B3323155 PERNO FIJACIÓN  B3323210 AGUJA  KIRSCHNER Ø0,9MM  B3324205 MEDIDOR DE  PROFUNDIDAD SURGIFEET  B3324211 TUBO PARA</p>
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		AGUJAS B3324215 FRESA P/ NÚCLEO TOR. CANULADA SURGIFEET B3324220 ESCARIADOR P/CAB. TORNILLO CAN. SURGIFEET B3324225 PINZA DE VERBRUGGER 150MM B3324230 PINZA DE FRAGMENTOS ÓSEOS 90MM B3324235 DESTORNILLADOR CANULADO SURGIFEET B3324500 IMPACTOR PORTA GRAPAS DE 90° B3324505 IMPACTOR PORTA GRAPAS DE 26° B3324510 IMPACTOR GRAPAS DE 90° B3324515 IMPACTOR GRAPAS DE 26° B3324805 DESTORNILLADOR WEIL B3324815 VAINA PARA INTRODUCCIÓN TORNILLOS WEIL B3324820 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD TORNILLOS SURGIFEET B3600011 BROCA QUIRÚRGICA Ø1.1MM L=45MM B3600015 BROCA QUIRÚRGICA Ø1.5MM L=70MM B3600016 BROCA QUIRÚRGICA Ø1.5MM L=95MM B3600020 BROCA QUIRÚRGICA Ø2.0MM L=85MM B3600025 BROCA QUIRÚRGICA Ø2.5MM
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		L=95MM	
		B3600026	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø2.5MM
		L=165MM	
		B3600027	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø2.7MM
		L=85MM	
		B3600028	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø2.7MM
		L=110MM	
		B3600030	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø3.0MM
		B3600032	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø3.2MM
		L=130MM	
		B3600033	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø3.2MM
		L=180MM	
		B3600035	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø3.5MM
		L=95MM	
		B3600036	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø3.6MM
		B3600037	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø3.5MM
		L=180MM	
		B3600040	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø4.0MM
		B3600045	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø4.5MM
		L=130MM	
		B3600046	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø4.5MM
		L=180MM	
		B3600050	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø5.0MM
		B3600055	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø5.5MM
		B3600060	BROCA
		QUIRÚRGICA	Ø6.0MM
		B3600111	BROCA ANCLAJE
		RÁPIDO	Ø1.1MM L=60MM
		B3600115	BROCA ANCLAJE



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		RÁPIDO Ø1.5MM L=85MM B3600116 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø1.5MM L=110MM B3600120 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø2.0MM L=100MM B3600121 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø2.0MM L=125MM B3600125 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø2.5MM L=110MM B3600126 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø2.5MM L=180MM B3600127 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø2.7MM L=100MM B3600128 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø2.7MM L=125MM B3600130 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø3.0MM B3600132 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø3.2MM L=145MM B3600133 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø3.2MM L=195MM B3600135 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø3.5MM L=110MM B3600136 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø3.6MM B3600137 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø3.5MM L=195MM B3600140 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø4.0MM B3600141 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø4.0MM L=197MM B3600143 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø4.3MM L=180MM B3600145 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø4.5MM L=145MM B3600146 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø4.5MM L=195MM B3600150 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø5.0MM B3600155 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø5.5MM B3600160 BROCA ANCLAJE RÁPIDO Ø6.0MM B3602032 BROCA CON TOPE Ø3.2MM
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		B3602045 BROCA CON TOPE Ø4.5MM B3606000 MANGO PARA MACHOS ANCLAJE RÁPIDO B3606015 MACHO ANCLAJE RÁPIDO Ø1.5MM L=65/20MM B3606020 MACHO ANCLAJE RÁPIDO Ø2.0MM L=65/24MM B3606021 MACHO ANCLAJE RÁPIDO Ø2.0MM L=100/38MM B3606027 MACHO ANCLAJE RÁPIDO Ø2.7MM L=100/30MM B3606028 MACHO ANCLAJE RÁPIDO Ø2.7MM L=125/40MM B3606035 MACHO ANCLAJE RÁPIDO Ø3.5x1.25mm L=110/50MM B3606045 MACHO ANCLAJE RÁPIDO Ø4.5MM L=125/70MM B3606135 MACHO ANCLAJE RÁPIDO Ø3.5x1.75mm L=110/50MM B3606140 MACHO ANCLAJE RÁPIDO Ø4.0MM L=110/60MM B3606265 MACHO ANCLAJE RÁPIDO Ø6.5MM L=195/31MM B3606345 MACHO ANCLAJE RÁPIDO Ø4.5MM L=180/110MM B3607015 MACHO MANGO "T" Ø1.5MM B3607020 MACHO MANGO "T" Ø2.0MM L=100/35MM B3607027 MACHO MANGO "T" Ø2.7MM L=100/35MM
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		<p>B3607030 MACHO MANGO                  "T" Ø3.5x1.25MM                  L=130/42MM                  B3607035 MACHO MANGO                  "T" Ø3.5x1.75MM                  L=130/42MM                  B3607040 MACHO MANGO                  "T" Ø4.0MM L=100/28MM                  B3607045 MACHO MANGO                  "T" Ø4.5MM L=130/40MM                  B3607065 MACHO MANGO                  "T" Ø6.5MM L=270/30MM                  B3608001 AVELLANADOR                  1.5 P/ TORN. 2.0MM CR                  B3608002 AVELLANADOR                  2.0 P/ TORN. 2.7MM CR                  B3608003 AVELLANADOR                  2.5 P/ TORN. 3.5MM CR                  B3608010 AVELLANADOR                  "T" PARA TORNILLOS                  Ø2.7MM Ø3.5MM Ø4.0MM                  B3608020 AVELLANADOR                  "T" PARA TORNILLOS                  Ø4.5MM Ø6.5MM                  B3609005                  DESTORNILLADOR                  HEXAGONAL CON PINZA                  P/TORNILLOS Ø1.5 /2.0mm                  Hex. 1.5mm                  B3609010                  DESTORNILLADOR                  HEXAGONAL CON PINZA                  P/TORNILLOS Ø2.7 /                  3.5mm Hex. 2.5mm                  B3610000                  DESTORNILLADOR                  HEXAGONAL SIN PINZA                  P/TORNILLOS Ø4.5 /6.5mm                  Hex. 3.5mm                  B3610002                  DESTORNILLADOR ANCLAJE                  RÁPIDO PARA TORNILLOS                  Ø4.5 /6.5mm Hex. 3.5mm                  B3611250                  DESTORNILLADOR</p>
--	--	--

E

1



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

	ARTICULADO PARA TORNILLOS Ø2.7 / 3.5 / 4mm Hex. 2.5mm B3611350 DESTORNILLADOR ARTICULADO PARA TORNILLOS Ø4.5 / 6.5mm Hex. 3.5mm B3611500 DESTORNILLADOR HEXAGONAL ARTICULADO 5mm B3612000 EXTRACTOR TORNILLOS ROTOS EN "T" B3615000 PINZA EXTRACTORA PARA TORNILLOS ROTOS B3617010 MEDIDOR PARA TORNILLOS Ø2.7mm Ø3.5mm Ø4mm B3617015 MEDIDOR PARA TORNILLOS Ø4.5mm Ø6.5mm B36170150 MEDIDOR PROFUNDIDAD DB TEST B3617016 MEDIDOR PROFUNDIDAD DB TEST B3617020 MEDIDOR PARA TORNILLOS Ø1.5mm Ø2.0mm B3618010 PINZA PEQUEÑA PARA TORNILLOS L=62mm B3618015 PINZA GRANDE PARA TORNILLOS L=87mm B3619000 PINZA AUTOFIJADORA P/ TORNILLOS B3620000 ERINA B3621000 LLAVE PLANA EN "S" B3622000 LLAVE DE TUBO PARA TUERCA PERNOS B3624000 GUÍA DE
--	---

Σ

1





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		PERFORACIÓN Ø2.5mm B3625000 GUÍA DE PERFORACIÓN Ø3.2/53mm B3626000 GUÍA DE PERFORACIÓN Ø3.2/48mm B3627000 GUÍA DE PERFORACIÓN Ø2.0/130mm B3627500 GUÍA DE PERFORACIÓN PLACAS Ø1.5mm B3628000 GUÍA DE PERFORACIÓN Ø2.0/120mm B3628500 GUÍA SIMPLE PARA BROCAS Y MACHOS Ø2.5mm B3629000 GUÍA DE PERFORACIÓN Ø2.7/120mm B3630000 GUÍA SIMPLE PARA BROCAS Y MACHOS Ø3.2mm B3630500 GUÍA DE PERFORACIÓN PLACAS Ø3.5mm B3630600 GUÍA DE BROCA Ø3.2mm B3631000 GUÍA DE PERFORACIÓN Ø3.5/120mm B3632000 GUÍA DE PERFORACIÓN Ø4.5/120mm B3635000 GUÍA DOBLE PARA BROCAS Y MACHOS Ø1.5mm Ø2.0mm B3636000 GUÍA PERFORACIÓN CARGA B3637000 GUÍA PERFORACIÓN NEUTRAL B3638000 GUÍA DOBLE AUTOCOMPRESIÓN PARA BROCAS Ø2mm B3638500 GUÍA DOBLE
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>AUTOCOMPRESIÓN PARA BROCAS Ø2.5mm B3639000 GUÍA DOBLE AUTOCOMPRESIÓN PARA BROCAS Ø3.2mm B3640000 GUÍA DOBLE DENTADA PARA BROCAS Ø3.2mm Ø4.5mm B3641000 GUÍA DOBLE PARA BROCAS Y MACHOS Ø3.2mm Ø6.5mm B3642000 GUÍA DOBLE PARA BROCAS Y MACHOS Ø3.2mm Ø4.5mm B3643011 GUÍA DOBLE PARA BROCAS Y MACHOS Ø1.1mm Ø1.5mm B3643020 GUÍA DOBLE PARA BROCAS Y MACHOS Ø2.0mm Ø2.7mm B3643025 GUÍA DOBLE PARA BROCAS Y MACHOS Ø2.5mm Ø3.5mm B3643026 GUÍA DOBLE PARA BROCAS Y MACHOS Ø2.5mm Ø4.0mm B3643125 GUÍA DOBLE DENTADA PARA BROCAS Ø2.5mm Ø3.5mm B3650000 DOBLADOR PARA PLACAS PEQUEÑAS B3650010 DOBLADOR PARA PLACAS GRANDES B3660000 PRENSA DOBLA PLACAS B3660000 ALICATES DOBLA PLACAS PEQUEÑAS B3670010 PINZA PARA PLACAS PEQUEÑAS B3670015 PINZA PARA FRAGMENTOS ÓSEOS B3675008 COMPRESOR 8mm</p>
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		B3675016 COMPRESOR 16mm B3680010 LLAVE CARDAN PARA COMPRESORES B3680015 LLAVE PLANA EN "S" B3680020 LLAVE VARILLA B3685008 GUÍA DE PERFORACIÓN COMPRESORES 8mm B3685016 GUÍA DE PERFORACIÓN COMPRESORES 16mm B3690000 ELEVADOR DE PLACAS B3692000 EXTRACTOR DE PLACAS B3695000 PINZA DE VERBRUGGE 175mm B3695001 PINZA DE VERBRUGGE 250mm B3695002 PINZA DE VERBRUGGE 260mm B3695003 PINZA DE VERBRUGGE 270mm B3697180 PINZA REDUCTORA 160mm B3697220 PINZA REDUCTORA 240mm B3700000 GUÍA DE ESCOPLO B3705000 ESCOPLO PLACAS ANGULADAS ADULTOS B3708000 ESCOPLO PLACAS ANGULADAS ADOLESCENTES B3710000 ESCOPLO PLACAS ANGULADAS NIÑOS PEQUEÑOS B3712000 IMPACTOR EXTRACTOR ADULTOS B3715000 IMPACTOR EXTRACTOR ADOLESCENTES / NIÑOS
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		B3720000 MARTILLO DIAPASON
		B3721000 IMPACTOR PARA PLACAS ANGULADAS
		B3725000 GUÍA DE ÁNGULO 40°-50°-90°
		B3725010 GUÍA DE ÁNGULO 30°-70°-80°
		B3725015 GUÍA DE ÁNGULO 20°-60°-100°
		B3725020 GUÍA DE ÁNGULO 70°-90° Y 90°- 100°
		B3728000 GUÍA PARA PLACAS CONDILARES
		B3730000 FRESA ESCOPLO 7mm
		B3735000 GUÍA DE PERFORACIÓN LARGA
		B3736000 CONDUCTOR GUÍA PARA PLACAS ANGULADAS 130°
		B3740008 SEPARADOR HOHMANN 8mm ANCHO
		B3740018 SEPARADOR HOHMANN 18mm ANCHO
		B3740022 SEPARADOR HOHMANN 22mm ANCHO
		B3740024 SEPARADOR HOHMANN 24mm ANCHO
		B3740035 SEPARADOR HOHMANN 35mm ANCHO
		B3740043 SEPARADOR HOHMANN 43mm ANCHO
		B3740070 SEPARADOR HOHMANN 70mm ANCHO
		B3765010 MARTILLO 350 GRAMOS
		B3765015 MARTILLO 500 GRAMOS
		B3765020 MARTILLO 800 GRAMOS
		C6010000 MEDIDOR



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		AGUJAS C6060003           ESTRIBO KIRSCHNER PEQUEÑO C6060003           ESTRIBO KIRSCHNER GRANDE C6060010 GANCHO PARA ESTRIBO KIRSCHNER C6065001           ESTRIBO KIRSCHNER MOD. USA PEQUEÑO C6065003           ESTRIBO KIRSCHNER MOD. USA GRANDE C6070001           ESTRIBO STEINMANN PEQUEÑO C6070002           ESTRIBO STEINMANN MEDIANO C6070003           ESTRIBO STEINMANN GRANDE C6076000 ALICATE CORTA ALAMBRE C6077000 CORTA ALAMBRE LATERAL C6078000 CORTA ALAMBRE 3.5mm C6079000 CORTA ALAMBRE 6.3mm C6090005 LLAVE PARA MANDRIL JACOBS C6104208 BROCA CANULADA PARA TORNILLO INTERFERENCIAL Ø8.0mm C6104209 BROCA CANULADA PARA TORNILLO INTERFERENCIAL Ø9.0mm C6104210 BROCA CANULADA PARA TORNILLO INTERFERENCIAL Ø10.0mm C6104211 BROCA CANULADA PARA TORNILLO INTERFERENCIAL Ø11.0mm C6104309 FRESA CANULADA GRADUADA P/ TORNILLO INTERFERENCIAL Ø9.0mm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6104310 FRESA CANULADA GRADUADA P/ TORNILLO INTERFERENCIAL Ø10.0mm C6104311 FRESA CANULADA GRADUADA P/ TORNILLO INTERFERENCIAL Ø11.0mm C6104500 DESTORNILLADOR PARA TORNILLO INTERFERENCIAL C6104950 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROMO Ø1.5mm L=300mm C6104975 GUÍA GRADUABLE PARA LIGAMENTOS C6104980 GUÍA MONOTUNEL CANULADA C6104985 TENSOR PARA LIGAMENTOS C6104990 MEDIDOR TACO ÓSEO C6104995 AGUJA KIRSCHNER CON OJAL P/ TORN. INTERFERENCIAL Ø2.0mm L=305mm C6105000 IMPACTOR PORTA GRAPAS COVENTRY C6105001 IMPACTOR PORTA GRAPAS BLOUNT C6105002 IMPACTOR PORTA GRAPAS H. ROS C6105003 IMPACTOR FINAL PARA GRAPAS COVENTRY BLOUNT C6105004 IMPACTOR FINAL GRAPAS H. ROS C6105005 EXTRACTOR PARA GRAPAS H. ROS C6105006 EXTRACTOR PARA GRAPAS COVENTRY
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		BLOUNT C6105007 IMPACTOR GRAPAS AMERICANAS Y OSTEOTOMÍA C6121000 TENSOR DE HILO DE ACERO C6121001 PASA HILOS C6123001 VARILLA PARA DOBLAR AGUJAS C6199001 PUNZÓN CUADRANGULAR EN "S" C6201210 GUÍA FEMORAL PARA FRESA FLEXIBLE ESFÉRICA C6201215 GUÍA FEMORAL PARA FRESA FLEXIBLE TROCAR C6201250 MANGO PARA GUÍAS FEMORALES C6202000 MANGO EN "T" PARA FRESA FLEX C6219000 EXTRACTOR PARA CLAVOS COMPLETO C6219001 TERMINAL PEQUEÑO PARA EXTRACTOR C6219002 TERMINAL GRANDE PARA EXTRACTOR C6235905 FRESA RECTA Ø3.5mm C6235910 FRESA ESCALONADA Ø4.5mm C6235911 FRESA CORTA P/ CLAVO LARGO LNS-GT Ø4.5mm C6235915 FRESA ESCALONADA Ø6mm C6235916 FRESA ESCALONADA Ø6mm PARA AGUJA Ø2.5mm C6235921 FRESA ESCALONADA Ø9mm PARA AGUJA Ø3.2mm C6235925 VAINA HEURÍSTICA Ø4.5mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		Ø3.5mm C6235930 VAINA HEURÍSTICA Ø6mm C6235935 VAINA HEURÍSTICA Ø9mm C6235946 VAINA INTERIOR Ø6mm PARA AGUJA Ø2.5mm C6235951 VAINA INTERIOR Ø9mm PARA AGUJA Ø3.2mm C6235955 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD Ø4.5mm Ø3.5mm C6235961 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD Ø6mm PARA AGUJA Ø2.5mm C6235966 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD Ø9mm PARA AGUJA Ø3.2mm C6235970 DESTORNILLADOR Ø6mm Ø4.5mm Ø3.5mm C6235971 DESTORNILLADOR Ø4.5mm Ø3.5mm C6235973 DESTORNILLADOR CANULADO Ø6mm PARA AGUJAS Ø2.5mm C6235976 DESTORNILLADOR Ø9mm PARA AGUJAS Ø3.2mm C6235980 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø2.5mm L=400mm C6235985 AGUJA KIRSCHNER PUNTA ROSCADA Ø3.2mm L=400mm C6236040 PUNZÓN INICIADOR LNS-GT
--	--	---

E-

A





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6236045 FRESA INICIADORA Ø16mm C6236050 VAINAS PROTECCIÓN PRIMARIA (GUÍA) C6236055 VAINAS PROTECCIÓN PRIMARIA (INTERIOR) C6236060 CLAVO DE PRUEBA 125° C6236065 CLAVO DE PRUEBA 130° C6236085 PUNZÓN PARA KIRSCHNER C6236090 VAINA PARA PUNZÓN C6236095 EJE IMPACTOR C6236105 MAZA EXTRACTORA C6236125 GUÍA RADIOTRASPARENTE 125° C6236130 GUÍA RADIOTRASPARENTE 130° C6236140 DESTORNILLADOR CARDAN C6236145 PERNO SUJECIÓN CLAVO-GUÍA C6236146 PERNO SUJECIÓN CLAVO GUÍA Ø4.5mm (INTERIOR) C6236150 PERNO SUJECIÓN TAPÓN CLAVO C6236155 PIEZA IMPACTOR ANTEVERSIÓN C6236160 PIEZA EXTRACCIÓN TORNILLOS C6374001 IMPACTOR DOBLADOR PARA CLAVO BASTÓN Ø2.0mm Ø2.5mm Ø3.0mm C6374002 IMPACTOR DOBLADOR PARA CLAVO BASTÓN Ø3.5mm Ø4.0mm Ø4.5mm C6374003 IMPACTOR
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		DOBLADOR PARA CLAVO BASTÓN Ø5.0mm Ø6.0mm C6375001 PUNZÓN ESCARIADOR PARA CLAVO BASTÓN Ø2.0mm Ø2.5mm Ø3.0mm C6375002 PUNZÓN ESCARIADOR PARA CLAVO BASTÓN Ø3.5mm Ø4.0mm Ø4.5mm C6375003 PUNZÓN ESCARIADOR PARA CLAVO BASTÓN Ø5.0mm Ø6.0mm C6376000 PASA HILOS CON MANGO C6377000 EXTRACTOR P/ CLA BAST S/TERMS C6377001 TERMINAL CLAVOS 2.0 / 2.5 / 3.0mm C6377002 TERMINAL CLAVOS 3.5 / 4.0 / 4.5mm C6377003 TERMINAL CLAVOS 5.0 / 6.0mm C6378000 MARTILLO PARA CLAVO BASTÓN C6391000 IMPACTOR CONDUCTOR C6392000 IMPACTOR FINAL C6393000 DOBLADOR C6395000 EXTRACTOR GANCHO C6396000 MARTILLO METÁLICO C6397000 EXTRACTOR MARTILLO ENDER COMPLETO C6397001 GANCHO PARA EXTRACTOR ENDER C6398000 IMPACTOR- CONDUCTOR CON FIJACIÓN AUTOMÁTICA C6403010 ORIENTADOR PARA AGUJAS Ø2.5mm
--	--	--



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6403015 ORIENTADOR PARA AGUJAS Ø3.2mm C6403020 CALIBRE PARA AGUJAS C6403025 VAINA INT PARA AGUJA Ø2.5mm C6403030 VAINA INT PARA AGUJA Ø3.2mm C6403035 VAINA INT PARA BROCA Ø4.1mm C6403040 VAINA INT PARA BROCA Ø5.1mm C6403045 VAINA DENTADA PARA TORNILLO Ø6.4mm C6403050 VAINA DENTADA PARA TORNILLO Ø7.4mm C6403055 AGUJA PUNTA ROSCADA Ø2.5mm C6403060 AGUJA PUNTA ROSCADA Ø3.2mm C6403065 AGUJA Ø2.5mm PARA TORNILLO C6403070 AGUJA Ø3.2mm PARA TORNILLO C6403075 BROCA Ø4.1mm PARA TORNILLOS Ø6.4mm C6403080 BROCA Ø5.1mm PARA TORNILLOS Ø7.4mm C6403085 ATORNILLADOR C6403090 AVELLANADOR C6403095 MEDIDOR AGUJAS Ø2.5mm C6403100 MEDIDOR AGUJAS Ø3.2mm C6403105 MANGO ANCLAJE RÁPIDO TIPO HUDSON C6403110 MEDIDOR SOBRE HUESO PARA AGUJA Ø2.5mm C6403115 MEDIDOR SOBRE HUESO PARA AGUJA Ø3.2mm C6418000 DESTORNILLADOR CANULADO
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6419000 AVELLANADOR CANULADO C6420000 PERFORADOR CANULADO Ø5mm C6421000 MACHO CANULADO MANGO "T" C6422000 GUÍA PARA BROCA TORNILLOS Ø6.8mm C6424000 MEDIDOR PROFUNDIDAD DB TEST C6425000 AGUJA GUÍA PUNTA ROSCADA Ø2mm L=200mm C6450000 LLAVE P/CLA KNOWLES T/ CUADRA C6470000 LLAVE PARA CLAVO KNOWLES TUERCA HEXAGONAL C6610005 MANGO EN "T" DE SILICONA C6610010 AGUJA GUÍA PUNTA ROSC. Ø3.2mm C6610015 MEDIDOR PARA TORNILLO DESLIZANTE C6610020 FRESA CANULADA Y GRADUADA C6610025 TAMBOR DE 25mm PARA FRESA C6610030 TAMBOR DE 30mm PARA FRESA C6610035 MACHO PARA TORNILLO DESLIZANTE C6610040 EJE CANULADO C6610045 VARILLA PARA EXTRACCIÓN C6610050 CENTRADOR TORNILLO DESLIZANTE C6610055 IMPACTOR PARA PLACAS COMPLETO C6610060 MEDIDOR PROFUNDIDAD DB-TEST C6610065
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		DESTORNILLADOR PUNTA CÓNICA C6610070 INTRODUCTOR DE AGUJAS C6610075 PINZA COMPRESIÓN DIAFISARIA C6610080 GUÍA REGULABLE DE 90° A 150° C6610090 MACHO PARA TORNILLO Ø4.5mm C6610095 GUÍA FIJA ANGULADA 95° C6610130 GUÍA FIJA ANGULADA 130° C6610135 GUÍA FIJA ANGULADA 135° C6610140 GUÍA FIJA ANGULADA 140° C6610145 GUÍA FIJA ANGULADA 145° C6610150 GUÍA FIJA ANGULADA 150° C6610175 BROCA QUIRÚRGICA NITRURADA Ø3.2mm L=130mm C6610180 BROCA ANCLAJE RÁPIDO NITRURADA Ø3.2mm L=145mm C6613100 MACHO PARA TORNILLOS DESLIZANTES C6613101 CASQUILLO P/ MACHO DB-TEST C6614100 LLAVE EN "T" CANULADA C6614105 CENTRADOR PARA TORNILLO DESLIZANTE C6614110 VARILLA PARA EXTRACCIÓN C6616100 ARILLA PROLONGADORA CANULADA C6616300 KEYLOCK CON MANGO
--	--	---



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>C6616301 VARILLA PARA EL KEYLOCK CON MANGO C6617100 TUBO GUÍA PARA TORNILLO DESLIZANTE 2 PIEZAS C6618000 GUÍA REGULABLE DE 90° A 180° C6619101 FRESA CANULADA Y GRADUADA C6619400 TAMBOR 38mm PARA FRESA CANULADA C6619500 TAMBOR 25mm PARA FRESA CANULADA C6620100 IMPACTOR PARA PLACAS COMPLETO C6620101 PIEZA DE REPUESTO P/ IMPACTOR C6621000 AGUJA GUÍA PUNTA ROSCADA Ø2.5mm L=230mm C6623095 GUÍA FIJA ANGULADA 95° C6623130 GUÍA FIJA ANGULADA 130° C6623135 GUÍA FIJA ANGULADA 135° C6623145 GUÍA FIJA ANGULADA 145° C6624100 MANGO P/ GUÍAS, FRESAS Y MACHOS C6624105 MANGO CANULADO DB TEST C6624500 MEDIDOR PROFUNDIDAD PARA TORNILLO DESLIZANTE C6626000 GUÍA PARA TORNILLO DESLIZANTE Y Ø6.8mm C6810065 PINZA PORTA-BARRAS C6810071 CUCHARILLA C6810085 DOBLADOR DE BARRAS</p>
--	--	--

E

1



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6810100 PINZA COMPRESORA C6810105 SEPARADOR PARTES BLANDAS C6820001 MANGO PARA CUERPO DTT (2 PIEZAS) C6820005 SISTEMA SUJECIÓN TOR. INTERNO DTT C6820006 MANGO PARA TORNILLO DTT C6820010 PINZA PORTA- BARRAS DTT C6835005 PUNZÓN INICIADOR C6835006 PUNZÓN INICIADOR (M. SILICONA) C6835010 LOCALIZADOR PEDICULAR C6835011 LOCALIZADOR PEDICULAR (M. SILICONA) C6835015 PALPADOR PEDICULAR ANGULADO C6835016 PALPADOR PEDICULAR RECTO C6835017 PALPADOR PEDICULAR RECTO (M. SILICONA) C6835018 PALPADOR PEDICULAR SIN MANGO C6835020 TERRAJA PALPADOR C6835021 TERRAJA PALPADOR PUNTA ROMA C6835030 DESTORNILLADOR MONOAXIAL C6835035 DESTORNILLADOR POLIAXIAL C6835040 DESTORNILLADOR ESPONDILOLISTESIS C6835045 PINZA PORTABARRAS
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6835055 IMPACTOR DE BARRA EXTERNO C6835060 IMPACTOR DE BARRA INTERNO C6835065 POSICIONADOR DE ARANDELAS C6835070 ORIENTADOR DE ARANDELAS C6385085 VARILLA TAPÓN MONOAXIAL C6835090 VARILLA TAPÓN POLIAXIAL C6835095 VARILLA CONTENCIÓN TAPÓN C6835100 LLAVE ARANDELA ESPONDILOLISTESIS C6835105 LLAVE ANTIGIRO C6835106 LLAVE ANTIGIRO (M. SILICONA) C6835110 DESTORNILLADOR APRIETE 10Nm C6835111 DESTORNILLADOR HEXAGONAL 4.5mm MANGO EN "T" C6835112 DESTORNILLADOR HEXAGONAL 4.5mm MANGO EN "T" (M. SILICONA) C6835120 LLAVE VARILLA TAPÓN ESPONDILOLISTESIS C6835121 LLAVE VARILLA TAPÓN ESPONDILOLISTESIS (M. SILICONA) C6835125 PARTIDOR TULIPA C6835130 PINZA DISTRACTORA
--	--	---





Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		C6835135 MANGO EN "T" ANCLAJE RÁPIDO C6835136 MANGO ANCLAJE RÁPIDO SILICONA C6835140 CALZADOR DE TULIPAS C6835141 CALZADOR DE TULIPAS (M. SILICONA) C6835200 GUÍA CONECTOR TRANSVERSAL C6891007 RASPA DE PRUEBA L=26mm H=7mm C6891008 RASPA DE PRUEBA L=26mm H=8mm C6891009 RASPA DE PRUEBA L=26mm H=9mm C6891010 RASPA DE PRUEBA L=26mm H=10mm C6891012 RASPA DE PRUEBA L=26mm H=12mm C6891014 RASPA DE PRUEBA L=26mm H=14mm C6891207 RASPA DE PRUEBA L=30mm H=7mm C6891208 RASPA DE PRUEBA L=30mm H=8mm C6891209 RASPA DE PRUEBA L=30mm H=9mm C6891210 RASPA DE PRUEBA L=30mm H=10mm C6891212 RASPA DE PRUEBA L=30mm H=12mm C6891214 RASPA DE PRUEBA L=30mm H=14mm C6891307 PROBADOR L=26mm H=7mm C6891308 ROBADOR L=26mm H=8mm C6891309 PROBADOR L=26mm H=9mm C6891310 PROBADOR L=26mm H=10mm C6891312 PROBADOR L=26mm H=12mm C6891314 PROBADOR
--	--	--



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		L=26mm H=14mm C6891307 PROBADOR L=30mm H=7mm C6891308 PROBADOR L=30mm H=8mm C6891309 PROBADOR L=30mm H=9mm C6891310 PROBADOR L=30mm H=10mm C6891312 PROBADOR L=30mm H=12mm C6891314 PROBADOR L=30mm H=14mm C6892005 MANGO INTERCAMBIABLE ANCLAJE RÁPIDO C6892006 BARRA EXTRACTORA PARA MANGO INTERCAMBIABLE C6892010 MANGO INTERCAMBIABLE P/ FRESAS EN "T" C6892107 FRESA MANUAL H=7mm C6892108 FRESA MANUAL H=8mm C6892110 FRESA MANUAL H=10mm C6892112 RESA MANUAL H=12mm C6892114 FRESA MANUAL H=14mm C6892207 ESCOPLO CUADRANGULAR H=7mm C6892208 ESCOPLO CUADRANGULAR H=8mm C6892209 ESCOPLO CUADRANGULAR H=9mm C6892210 ESCOPLO CUADRANGULAR H=10mm C6892212 ESCOPLO CUADRANGULAR H=12mm C6892214 ESCOPLO
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		CUADRANGULAR H=14mm C6892308 ESCOPLLO 8mm C6892312 ESCOPLLO 12mm C6892350 SEPARADOR PARA SACO DURAL C6892355 SEPARADOR PARA RAIZ NERVIOSA C6892360 LEGRA RECTA C6892365 LEGRA CURVADA DERECHA C6892370 LEGRA CURVADA IZQUIERDA C6892375 CURETA RECTA C6892376 CURETA RECTA 6.5mm (M. SILICONA) C6892380 CURETA CURVADA DERECHA C6892381 CURETA DERECHA 6.5mm (M. SILICONA) C6892385 CURETA CURVADA IZQUIERDA C6892386 CURETA IZQUIERDA 6.5mm (M. SILICONA) C6892400 SOPORTE PARA CAJA C6892405 COMPACTOR PEQUEÑO DE INJERTO C6892410 INTRODUTOR DE CAJAS 26mm C6892415 INTRODUTOR DE CAJAS 30mm C6892416 VARILLA CONTENCIÓN DE CAJA C6892420 EMPUJADOR CURVADO 6mm C6892425 EMPUJADOR CURVADO 10mm C6892430 RESCATADOR DE CAJAS C6892435 DISTRACTOR C6892440 EMPUJADOR RECTO 6mm C6892445 EMPUJADOR
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

		RECTO 10mm C6892450 CASQUILLO PARA FRESAS C6892455 COMPACTOR GRANDE DE INJERTO DE 26mm C6892460 COMPACTOR GRANDE DE INJERTO DE 30mm C6892500 TAPÓN MONOAXIAL PARA DISTRACCIÓN C6892506 TAPÓN POLIAXIAL PARA DISTRACCIÓN C6892510 PINZA DE DISCO RECTA C6892515 PINZA DE DISCO ARRIBA C6892520 PINZA DE DISCO ABAJO C6892525 PINZA DE DISCO RECTA PEQUEÑA C6892530 EMPUJADOR ANGULADO 6mm C6892535 EMPUJADOR ANGULADO 10mm F3323175 GUÍA BLOQUEO TORNILLO CORTICAL- TUERCA 8x8 F3323180 GUÍA BLOQUEO TORNILLO CORTICAL- TUERCA 10x10 F3323185 BROCA PARA GUÍA DE BLOQUEO Ø2mm F3323190 BROCA PARA GUÍA DE BLOQUEO Ø2.7mm F3323195 BROCA PARA GUÍA DE BLOQUEO Ø3.5mm F3328001 LLAVE PARA PERNOS TIBIALES
--	--	--

Σ 1



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		<p>F3600020 BROCA Ø2mm X 110mm  F3600035 BROCA Ø3.5mm x 280 x 50mm  F3607345 MACHO MANGO "T" Ø4.5mm EXTRA LARGO L=180/110mm  F3611355 DESTORNILLADOR CARDAN HGV PARA TORNILLOS Ø4.5mm  F3615000 TREFINA EXTRACTORA TORNILLOS ROTOS  F3615010 TREFINA Ø7.5-10mm  F3615015 TREFINA Ø12.5-15mm  F3615020 TREFINA Ø17.5-20mm  F3615020 COMPACTADOR Ø12.5/17.5mm  F3615030 COMPACTADOR Ø7.5 / EXTRACTOR  F3617010 MEDIDOR PARA TORNILLOS (SIN CONTAR CABEZA) Ø2.7mm Ø3.5mm Ø4.0mm  F3640000 GUÍA CONDUCTORA 6.8mm  F3722000 IMPACTOR PARA PLACAS  F3726000 LEGRA CURVA  F3726005 LEGRA RECTA  F3740009 SEPARADOR HOHMANN 8mm ANCHO  F3740015 SEPARADOR HOHMANN 15mm ANCHO  F6104000 AGUJA PUNTA BROCA CON OJAL Ø2.5mm  F6201215 GUÍA FEM P/ FRESA FLEX TROC S/B  F6236046 BROCA INICIADORA CON TRILAMINAR Ø16mm</p>
--	--	--

Σ

1



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T

		F6421001 MACHO CANULADO ESPECIAL F6622135 GUÍA FIJA ANGULADA CON MANGO 135° F6624500 MEDIDOR F6624505 MEDIDOR SOBRE HUESO SISTEMA DB-TEST F9000200 MANGO INSERTOR C-PLUG F9000208 INSERTOR PLUG TALLA 8 F9000210 INSERTOR PLUG TALLA 10 F9000212 INSERTOR PLUG TALLA 12 F9000214 INSERTOR PLUG TALLA 14 F9000216 INSERTOR PLUG TALLA 16 F9000218 INSERTOR PLUG TALLA 18 F9000830 SEPARADOR DE HUESOS LOWMAN 18cm F9000831 SEPARADOR DE HUESOS LOWMAN 22cm F9000880 PINZA OSEA 14.5cm F9000885 CORTA ALAMBRE Ø1.6mm F9000886 CORTA ALAMBRE Ø2.5mm F9000887 CORTA ALAMBRE Ø3.5mm F9000888 CORTA ALAMBRE Ø6.3mm F9000890 SEPARADOR KOCHER ROMO 21.5cm
--	--	---



Ministerio de Salud  
 Secretaría de Políticas,  
 Regulación e Institutos  
 A.N.M.A.T

Nombre del fabricante	Surgival CO, S.A.	Surgival CO SAU
Rótulos	Aprobado por Disposición ANMAT N° 2277/12.	A fs. 107 a 108.
Instrucciones de Uso	Aprobado por Disposición ANMAT N° 2277/12.	A fs. 109 a 111.

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.


Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma BRAIN MEDICAL DE REVELLO OSCAR ALEJANDRO, Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-893-15, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días..... **28 JUN 2017**

Expediente 1-47-3110-6615-16-6

DISPOSICIÓN N° **7081**

**Dr. ROBERTO V. ...**  
 Subadministrador Nacional  
 A N M A T

REFOLIADO N° 107  
Direc. Nac. Prod. Méd.



## MODELO DE ROTULO

Según Anexo IIB de la Disp. ANMAT 2318/03 (TO2004)

### IMPLANTES PARA OSTEOSÍNTESIS ESTÉRILES

**7081**  
**28 JUN 2017**

Fabricante: SURGIVAL CO, SAU  
Parque Tecnológico Leonardo Da Vinci 12-14. Paterna. Valencia. España.

Importador: Brain Medical de Oscar Alejandro Revello. Calle 6 N° 638 ½. La Plata. Bs.As  
Argentina

Implantes para Osteosíntesis

Lote            Fecha fabricación            Fecha de vencimiento

Estéril. Un solo uso. No reutilizar. No reesterilizar.

Esterilizado por radiación gamma.

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco

No utilizar si el envase esta dañado

Dir. Técnica Farm. Miriam A. Squillario MP 10926

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Autorizado por A.N.M.A.T -P.M.-893-15

BRAIN MEDICAL  
OSCAR ALEJANDRO REVELLO  
Gerente General

MIRIAM A. SQUILLARIO  
FARMACÉUTICA  
LIC. EN CS. FARMACÉUTICAS  
M.P. 10.926



7081



## MODELO DE ROTULO

Según Anexo IIIB de la Disp. ANMAT 2318/03 (TO2004)

### IMPLANTES PARA OSTEOSÍNTESIS NO ESTÉRILES

Fabricante: SURGIVAL CO, SAU

Parque Tecnológico Leonardo Da Vinci 12-14. Paterna. Valencia. España.

Importador: Brain Medical de Oscar Alejandro Revello. Calle 6 N° 638 ½. La Plata. Bs.As  
Argentina

Implantes para Osteosíntesis

Lote            Fecha fabricación

Esterilizado utilizando vapor de agua

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco

Dir. Técnica Farm. Miriam A. Squillario    MP 10926

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Autorizado por A.N.M.A.T -P.M.-893-15


E

  
BRAIN MEDICAL  
OSCAR ALEJANDRO REVELLO  
Gerente General



MIRIAM A. SQUILLARIO  
FARMACÉUTICA  
ING. EN CS. FARMACÉUTICAS  
M.P. 10.926

**INSTRUCCIONES DE USO**  
**Según Anexo IIIB de la Disp. ANMAT 2318/03 (TO2004)**



**Implantes para osteosíntesis**

7 0 8 1

Fabricante: SURGIVAL CO, SAU

Parque Tecnológico Leonardo Da Vinci 12-14. Paterna. Valencia. España.

Importador: Brain Medical de Oscar Alejandro Revello. Calle 6 N° 638 ½. La Plata. Bs.As

Argentina

Implantes para Osteosíntesis

Dir. Técnica Farm. Miriam A. Squillario MP 10926

Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Autorizado por A.N.M.A.T -P.M.-893-15

**Indicaciones clínicas**

Los implantes para osteosíntesis (tornillos, placas y agujas) se utilizan en tratamiento traumáticos o cirugías correctoras. Además, mantienen la reducción de las fracturas óseas y estabilizan las estructuras óseas; de ésta forma permiten la curación o fusión ósea y la formación de un soporte o corrección anatómica.

El clavo intramedular LNS-GT se utiliza en los siguientes tipo de fracturas: intertrocanteréas y pertrocanteréas estables e inestables; pertrocanteréas oblicuas investidas, extracapsulares del tercio superior del fémur, subtrocanteréas, a nivel del tercio superior y medio del fémur y patológicas subtrocanteréas.

Antes de implantar un producto es necesario conocer la técnica quirúrgica asociada. La cirugía debe ser realizada por expertos y ampliamente entrenados en éste tipo de intervenciones ya que se trata de productos invasivos.

Los implantes están diseñados para un solo uso.

Los otros instrumentos del sistema son reutilizables.

**Contraindicaciones**

No se deben emplear éstas prótesis en los siguientes casos:

-Alergia a cualquiera de los componentes del implante.


-Presencia de una infección activa en cualquier región cercana a la zona de implantación.

Malformaciones o defectos óseos en la zona de implantación que impidan o dificulten la correcta colocación.


-Cavidades medulares diafisarias muy estrechas que obliguen a un fresado importante del fémur.

*S*

  
**BRAIN MEDICAL**  
OSCAR ALEJANDRO REVELLO  
Gerente General

  
MIRIAM A. SQUILLARIO  
FARMACÉUTICA  
LIC. EN CS. FARMACÉUTICAS  
M.P. 10.926

-Obesidad mórbida.



## Efectos Secundarios

- Migración del implante y pérdida de la corrección inicial.
- Sensibilidad a cuerpos extraños.
- Reacción inmunológica.
- Infección local.

**7 0 8 1**

## Precauciones

Se aconseja someter a los pacientes a un test de alergia para evitar posibles reacciones de intolerancia a los materiales que se van a implantar.

El paciente deberá ser informado que el implante es susceptible de ser detectado por aparatos de detección de metales.

Dado que el producto es suministrado estéril, se debe rechazar en aquel caso cuyo embalaje esté defectuoso, no integro u abierto.

Comprobar caducidad.

Sólo se utilizará el instrumental y componentes de prueba que han sido especialmente diseñados por SURGIVAL para éste implante. El instrumental se suministra no estéril, por lo cual se seguirá un estricto proceso de limpieza y esterilización tras cada uso.

## Limpieza

- \*Los productos deben ser cuidadosamente limpiados antes de su esterilización
- \*La limpieza e inspección mecánica debe ser realizada por personal cualificado antes de la esterilización.
- \*Se debe realizar conforme a las instrucciones para el usuario proporcionadas por el fabricante del equipo (limpieza manual o a máquina, tratamiento con ultrasonido, etc.) así como de acuerdo con las recomendaciones para detergentes químicos.
- \*Limpie completamente todos los instrumentos utilizando un detergente suave, un cepillo blando y agua templada.
- \*Asegúrese de que la sangre seca, las astillas del hueso y otros depósitos sean extraídos del instrumento y de la bandeja de esterilización.
- \*Enjuague completamente todos los instrumentos y la bandeja de esterilización con agua.
- \*Ordene todos los instrumentos en la caja de esterilización y asegúrese de que la tapa esté su lugar y bien cerrada.
- \*Colóquela en el autoclave de vapor según las instrucciones de esterilización.


## Esterilidad


\*Los implantes e instrumentos se suministran no estériles y deben ser esterilizados antes de usarlos.

**NO LO USE SI EL PAQUETE ESTERILIZADO ESTÁ DAÑADO. NO LO UTILICE DESPUÉS DE SU FECHA DE CADUCIDAD.**

\*La utilización del esterilizador debe realizarse según las instrucciones de usuario que el fabricante ha diseñado para los esterilizadores.

\*Las instalaciones del usuario deben limpiar y desinfectar los instrumentos antes de la esterilización siguiendo los procedimientos hospitalarios estándar.

  
**BRAN MEDICAL**  
OSCAR ALEJANDRO REVELLO  
Gerente General

  
MIRIAM A. SQUILLARIO  
FARMACÉUTICA  
LIC. EN CS. FARMACÉUTICAS  
M.P. 10.926

\*Los dispositivos no estériles pueden esterilizarse por vapor (en el autoclave).

Temperatura: 134° C

Tiempo de ciclo: 7 minutos


Tiempo de secado: 20 minutos

Presión: 3 bar

Los productos que son suministrados estériles no pueden ser reesterilizados.

El clavo intramedular LNS se suministra estéril y se ha esterilizado por Radiación gamma.

Observe en etiqueta un poco rojo.



7081

### Almacenamiento

Los implantes en paquetes esterilizados deben ser almacenados bajo temperatura ambiente controlada y fuera del alcance de la luz solar. El paquete de productos debe ser inspeccionado antes de usarlo para comprobar que no haya signos de daños o manipulación.

**BRAIN MEDICAL**  
OSCAR ALEJANDRO REVELLO  
Gerente General

MIRIAM A. SOUILLARIO  
FARMACÉUTICA  
LIC. EN CS. FARMACÉUTICAS  
M.P. 10.926