



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-004938-20-1

---

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-004938-20-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Bio Lap S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca Globus Medical, nombre descriptivo Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado y nombre técnico Sistemas ortopédicos de fijación interna, para columna vertebral, de acuerdo con lo solicitado por Bio Lap S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2021-14801618-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-1882-69”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

Nombre descriptivo: Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

15-766 Sistemas ortopédicos de fijación interna, para columna vertebral.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Globus Medical

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Los implantes del sistema de estabilización CREO® son dispositivos de fijación espinal no cervical pensados para la fijación de tornillos pediculares con abordaje posterior (T1-S2/ilion), fijación de ganchos posterior (T1-

L5), o bien fijación lateral-anterior (T8-L5). La fijación de tornillos pediculares está indicada en pacientes de esqueleto maduro (incluidos los de estatura baja) y en pacientes pediátricos (solo CREO® 4.75). Estos dispositivos se han creado como complemento para la fusión en las siguientes indicaciones: discopatía degenerativa (definida como dolor de espalda discógeno o degeneración discal confirmada mediante historial y estudios radiográficos)), espondilolistesis (incluida la espondilolistesis grave [grados 3 y 4] de las vértebras L5-S1), traumatismo (es decir, fractura o dislocación), deformidades o curvaturas (escoliosis, cifosis y/o lordosis, enfermedad de Scheuermann), tumor, estenosis y fusión previa fallida (pseudoartrosis). Cuando se utiliza como complemento de la fusión, el sistema de estabilización CREO® está pensado para su uso con autoinjerto y/o aloinjerto.

Además, el sistema de estabilización CREO® está pensado para el tratamiento de espondilolistesis grave (grados 3 y 4) de las vértebras L5-S1 en pacientes de esqueleto maduro que reciban fusión por injerto de hueso autógeno, con implantes fijados a la región lumbar-sacra o ilion con extracción de implantes tras la consecución de una fusión sólida. Los niveles de fijación de tornillos pediculares en este tipo de pacientes son L3-sacro/ilion.

Los tornillos CREO® incluyen perforaciones en el extremo distal para la inyección de cemento óseo, tinte radiopaco o solución salina. Dichas perforaciones también pueden causar un crecimiento óseo en el tornillo. La inyección de cemento óseo mejora la fijación del tornillo en huesos débiles o afectados de osteoporosis. Los tintes radiopacos y las soluciones salinas pueden emplearse como ayuda en la colocación del tornillo, para no dañar la pared pedicular.

Cuando se utilizan para la fijación posterior de tornillos pediculares no cervicales en pacientes pediátricos, los implantes del sistema de estabilización CREO® 4.75 están indicados como complemento de la fusión para el tratamiento de escoliosis idiopática en adolescentes. El sistema de estabilización CREO® 4.75 está pensado para su empleo con autoinjertos y/o aloinjertos. La fijación de tornillos pediculares pediátrica está restringida a patologías posteriores.

Para obtener niveles de fijación adicionales en pacientes de esqueleto maduro, las barras del sistema de estabilización CREO® pueden conectarse al sistema de estabilización REVERE® (barra de 5,5mm o de 6,35mm), al sistema de estabilización REVERE® 4.5 (barra de 4,5mm) o al sistema espinal occipito-cervico-dorsal ELLIPSE® (barra de 3,5mm) mediante los conectores correspondientes. Para obtener niveles de fijación adicionales en pacientes pediátricos, las barras del sistema de estabilización CREO® pueden conectarse al sistema de estabilización

REVERE® 4.5 mediante los conectores correspondientes. Consulte en el embalaje del sistema REVERE®, REVERE® 4.5 o ELLIPSE® las instrucciones e indicaciones de uso.

Modelos:

CREO Sistema de Estabilización

Compuesto por:

Instrumental

602.101 Sonda Pedicular – Recta

602.102 Sonda Pedicular – Curva

602.105 Sonda de Punta Esférica

602.106 Sonda de Punta Esférica, Curva

602.109 Sonda Pedicular – Torácica

602.117 Sonda de Punta Esférica, Larga

602.501 Plantilla de Barra, 150 mm

602.517 Plantilla de Barra, 300 mm

623.003 Pinza de Alambre de Kirschner

623.050 Escariador 15mm, Canulado

624.110 Sonda de Punta Esférica, Extremo Doble

624.113 Sonda Pedicular, Torácica, Curva

624.114 Sonda Pedicular, Torácica, Recta

624.517 Pinza de Barra de Fuerza, 5,5mm

624.555 Tornillo de Reducción, Agarre de Pestaña, Roscado

624.556 Separador de Pestaña con Bisagra – Roscado

629.102 Insertador de Grapa 6,5mm, Roscado

629.103 Insertador de Grapa 6,0mm, Roscado

629.104 Insertador de Grapa 5,5mm, Roscado

629.105 Insertador de Grapa 5,0mm, Roscado

630.407 Trinquete de ¼ Pulgadas de Desconexión Rápida, Mango Recto

634.213 Macho 4,0mm

634.406 Mango Deportivo Grande, Sin Trinquete de ¼", Conexión Rápida

634.408 Atornillador Hex. 3,5mm, de Autoretencción, Conexión 1/4", Eje

634.611 Mango en T de Límite de Torque, Trinquete, 8Nm, Conexión 1/4", Negro

639.002 Alambre de Kirschner 2,4mm, Filoso 450mm

643.052 Osteótomo Recto, 12,7mm (1/2")

643.110 Cizalla de Costilla

654.401 Sonda Sacra, Recta

655.214 Macho 4,5mm

655.215 Macho 5,5mm

655.216 Macho 6,5mm

655.217 Macho 7,5mm

655.218 Macho 8.5mm

676.600 Conductor de Tornillo de Fijación, 2,5mm Hex., 1,0Nm Torque

685.003 Alambre de Kirschner 1,6mm, 450mm, Punta Roma

685.004 Alambre de Kirschner 1,6mm, 450mm, Punta Afilada

685.005 Alambre de Kirschner 1,6mm, 500mm, Punta Roma

685.006 Alambre de Kirschner 1,6mm, 500mm, Punta Afilada

685.007 Alambre de Kirschner Nitinol 1,6mm, 500mm, Punta Roma

685.008 Alambre de Kirschner Nitinol 1,6mm, 500mm, Punta Afilada

685.150 Disector Fijo

6041.0250 Macho 5,0mm, Extra Largo

6041.0255 Macho 5,5mm, Extra Largo

6041.0260 Macho 6,0mm, Extra Largo

6041.0265 Macho 6,5mm, Extra Largo

6041.0510 Portabarra, Barra 4,5mm

6041.0604 Mango en T de Trinquete Límite de Torque 4,5Nm, Conexión 1/4"

6041.4001 Trocar, Mango de Palma

6041.4002 Sonda Anterior

6041.4003 Contratorque, Anterior

6041.4004 Puerto, 40mm

6041.4006 Puerto, 60mm

6041.4008 Puerto, 80mm

6041.4011 Trocar Ajustable

6041.4013 Contratorque Bloqueado, Anterior

6041.4304 MIS Compresor, Tubo

6041.4305 MIS Compresor, Mango Alineado

6041.4306 MIS Compresor, Mango en T

6041.4307 MIS Pomo del Compresor, Pequeño

6041.4308 MIS Compresor, Agarre de Pistola

6041.4312 MIS Compresor, Ensamblado de Eje Roscado, Engaste de Extremo de Agarre

6041.4314 MIS Compresor, Tapón de Extremo de Tubo, PEEK

6041.4317 MIS Pomo del Compresor, Grande

6041.5055 Barra Temporal Recta 4,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

6041.5056 Barra Temporal Recta 4,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

6041.5057 Barra Temporal Recta 4,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

6041.5058 Barra Temporal Recta 4,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

6067.0001 Punzón Pedicular

6067.0010 Mango Recto, Trinquete, Conexión Rápida 1/4"

6067.0015 Mango Recto, Fijo, Conexión Rápida 1/4"

6067.0020 Mango en T, Trinquete, Conexión Rápida 1/4"

6067.0030 Mango de Palma, Trinquete, Conexión Rápida 1/4"

6067.0035 Mango de Palma, Fijo, Conexión Rápida 1/4"

6067.0040 Conductor de Límite de Torque de Trinquete, Conexión Rápida 1/4"

6067.0041 Atornillador Hexalobular Límite de Torque

6067.0050 Eje de Conductor, Conexión Rápida 1/4", Corto

6067.0051 Eje de Conductor de Cuerpo Alto, Conexión Rápida 1/4"

6067.0055 Eje de Conductor, Conexión Rápida 1/4", Largo

6067.0056 Eje de Conductor, Conexión Rápida 1/4", Extra Largo

6067.0057 Eje de Conductor Autocentrante Conexión Rápida 1/4", Largo

6067.0060 Eje de Conductor de Autoretencción, Conexión Rápida 1/4"

6067.0062 Eje de Conductor de Autoretencción, Conexión Rápida 1/4", Extra Largo

6067.0065 Herramienta de Decorticación, Conexión Rápida 1/4"

6067.0070 Herramienta de Decorticación, Corte Radial, Conexión Rápida 1/4"

6067.0075 Moldeadora de Fuerza

6067.0080 Portabarra

6067.0084 Pinza de Agarre de Barra de Fuerza 4.75

6067.0085 Pinza de Agarre de Barra de Fuerza

6067.0090 Compresor Paralelo

6067.0095 Distractor Paralelo

6067.0100 Macho Sólido 10.5mm

6067.0402 Macho Canulado 5,0mm

6067.0502 Macho Canulado 5,5mm

6067.0526 Plantilla de Barra, 350mm, Extremo de Agarre

6067.0602 Macho Canulado 6,5mm

6067.0702 Macho Canulado 7,5mm

6067.0802 Macho Canulado 8.5mm

6067.0900 Macho Sólido 9,5mm

6067.1000 Insertador de Cabeza 4.75

6067.1005 Liberación de Cabeza 4.75

6067.1010 Conductor de Tapón de Bloqueo 4.75, Corto

6067.1015 Conductor de Tapón de Bloqueo 4.75, Largo

6067.1020 Conductor de Tapón de Bloqueo Semiautomático 4.75

6067.1025 Guía de Tapón de Bloqueo 4.75

6067.1030 Contratorque Ajustable 4.75, Corto

6067.1035 Contratorque Ajustable 4.75, Largo

6067.1041 Atornillador Modular, Conexión Rápida 1/4", Corto

6067.1042 Atornillador Modular Retráctil, Conexión Rápida 1/4"

6067.1044 Herramienta de Desensamblado de Atornillador Modular Retráctil

6067.1045 Atornillador Modular, Conexión Rápida 1/4", Largo

6067.1050 Conductor de Conector Cruzado, Límite de Torque

6067.1055 Insertador de Conector Cruzado

6067.1060 Calibrador de Conector Cruzado

6067.1065 Tarjeta de Medición de Conector Cruzado

6067.1070 Posicionador de Cabeza de Tornillo 4.75, Interno

6067.1075 Posicionador de Cabeza de Tornillo 4.75, Externo

6067.1500 Plantilla de Barra, 500mm

6067.2000 Reductor de Torre 4.75

6067.2005 Accesorio de Reductor de Torre 4.75, Conexión Rápida 1/4"

6067.2010 Reductor Engranado 4.75, Elevado

6067.2015 Reductor Engranado 4.75, Agarre de Pistola

6067.2020 Pinza de Reducción 4.75, Corta

6067.2030 Bifurcador de Reducción 4.75

6067.2035 Fórceps de Reducción 4.75

6067.3000 Moldeadora En Sitio 4.75, Izquierdo

6067.3005 Moldeadora En Sitio 4.75, Derecho

6067.3010 Moldeadora de Plano Coronal 4.75, Izquierdo

6067.3015 Moldeadora de Plano Coronal 4.75, Derecho

6067.3020 Agarre de Barra de Estilo Prensa de Tornillo 4.75

6067.3025 Llave de Barras

6067.3031 Atornillador Monoaxial Rígido 4.75, Conexión Rápida 1/4", Largo

6067.3035 Atornillador Monoaxial de Autoretencción 4.75, Conexión Rápida 1/4"

6067.3036 Atornillador Monoaxial de Autoretencción 4.75, Conexión Rápida 1/4", Largo

6067.3101 Desrotador con Cierre de Clip, 4.75 Roscado

6067.3102 Desrotador de Reducción, 4.75 Roscado

6067.3108 Tubo con Accesorio de Desrotación, 4.75 Roscado

6067.3110 Eje de Pinzas de Reducción

6067.3111 Eje de Pinzas de Reducción, Corto

6067.3200 Brazo de Manipulación de Enlace de Barra, Punta Doble, 4,5-6,0

6067.3201 Brazo de Manipulación de Enlace de Barra, Punta Única, 4,5-6,0

6067.3206 Acoplador de Enlace de Barra

6067.3207 Barra de Acoplador de Enlace de Barra

6067.3208 Mango de Enlace de Barra

6067.5000 Conductor de Tapón de Bloqueo Roscado 4.75

6067.5055 Barra Temporal Recta 4.75mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

6067.5056 Barra Temporal Recta 4.75mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

6067.5057 Barra Temporal Recta 4.75mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

6067.5058 Barra Temporal Recta 4.75mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

6067.5080 Atornillador Rígido 4.75, Roscado, Conexión Rápida 1/4"

6067.5090 Atornillador Monoaxial Rígido 4.75, Roscado, Conexión Rápida 1/4"

6067.6000 Insertador de Conector

6067.6010 Conductor de Ajuste, Conexión Rápida 1/4"

6067.6025 Liberación de Cabeza de Carga Lateral 4.75

6067.6040 Insertador de Abrazadera de Lámina

6067.6041 Portador de Abrazadera de Lámina

6067.6045 Portaplacas de Sacro

6067.6050 Compresor de Pinza de Lámina

6067.7005 Distractor de Cabeza Paralelo

6067.8000 Buscador de Lámina

6067.8005 Buscador Pedicular

6067.8010 Portaganchos 4.75

6067.8015 Posicionador de Ganchos 4.75

6067.8020 Portaganchos Lateral 4.75

6067.8025 Portaganchos Offset 4.75

6119.0020 Macho Cortical, 5,0/4,0

6119.0022 Taladro Cortical, 5,0/4,0

6119.0023 Macho de Diámetro Externo Dual 5,0-4,0 x 20mm

6119.0024 Macho de Diámetro Externo Dual 5,0-4,0 x 35mm

6119.0026 Taladro de Fuerza Cortical, 5,0/4,0

6119.0030 Macho Cortical, 5,5/4,5

6119.0032 Taladro Cortical, 6,0/5,0

6119.0033 Macho de Diámetro Externo Dual 5,5-4,5 x 20mm

6119.0034 Macho de Diámetro Externo Dual 5,5-4,5 x 35mm

6119.0036 Taladro de Fuerza Cortical, 6,0/5,0

6119.0040 Macho Cortical, 6,0/5,0

6119.0043 Macho de Diámetro Externo Dual 6,0-5,0 x 20mm

6119.0044 Macho de Diámetro Externo Dual 6,0-5,0 x 35mm

6119.0050 Macho Cortical, 6,5/5,5

6119.0052 Taladro Cortical, 6,5/5,5

6119.0053 Macho de Diámetro Externo Dual 6,5-5,5 x 20mm

6119.0054 Macho de Diámetro Externo Dual 6,5-5,5 x 35mm

6119.0056 Taladro de Fuerza Cortical, 6,5/5,5

6119.0060 Macho Cortical, 7,5/6,5

6119.0062 Taladro Cortical, 7,5/6,5

6119.0063 Macho de Diámetro Externo Dual 7,5-6,5 x 20mm

6119.0064 Macho de Diámetro Externo Dual 7,5-6,5 x 35mm

6119.0066 Taladro de Fuerza Cortical, 7,5/6,5

6119.0099 Guía de Perforación con Tope Ajustable, 10-50mm

6119.1000 Insertador de Cabeza

6119.1005 Desconexión de Cabeza

6119.1010 Conductor de Tapón de Bloqueo, Corto

6119.1015 Conductor de Tapón de Bloqueo, Largo

6119.1020 Conductor de Tapón de Bloqueo Semiautomático

6119.1025 Guía de Tapón de Bloqueo

6119.1030 Contratorque Ajustable, Corto

6119.1035 Contratorque Ajustable, Largo

6119.1070 Posicionador de Cabeza de Tornillo, Interno

6119.1075 Posicionador de Cabeza de Tornillo, Externo

6119.1080 Atornillador Rígido, Conexión Rápida 1/4"

6119.1083 Atornillador Rígido Canulado 5,5, 1/4", Conexión Rápida

6119.2000 Reductor de Torre

6119.2005 Accesorio de Reductor de Torre, Conexión Rápida 1/4"

6119.2010 Reductor Engranado, Elevado

6119.2015 Reductor Engranado, Agarre de Pistola

6119.2020 Pinza de Reducción, Corta

6119.2030 Bifurcador de Reducción

6119.2035 Fórceps de Reducción

6119.3000 Moldeadora en Sitio, Izquierdo

6119.3005 Moldeadora en Sitio, Derecho

6119.3010 Moldeadora de Plano Coronal, Izquierdo

6119.3015 Moldeadora de Plano Coronal, Derecho

6119.3020 Agarre de Barra Estilo Prensa de Tornillo

6119.3030 Atornillador Monoaxial Rígido, Conexión Rápida 1/4"

6119.3035 Atornillador Monoaxial de Autoretencción, Conexión Rápida 1/4"

6119.3101 Desrotador con Cierre de Clip, CREO 5.5

6119.3102 Desrotador de Reducción, CREO 5.5

6119.3109 Eje de Conductor de Desrotador, CREO 5.5

6119.3110 Conductor de Pinzas de Reducción

6119.3111 Conductor de Pinzas de Reducción, Corto

6119.5055 Barra Temporal Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

6119.5056 Barra Temporal Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

6119.5057 Barra Temporal Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

6119.5058 Barra Temporal Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

6119.6015 Contratorque de Conector

6119.6016 CREO LINX Contratorque, Centro

6119.6025 Desconexión de Cabeza de Carga Lateral

6119.6040 Insertador de Conector de Bajo Perfil

6119.6041 Insertador de Conector de Bajo Perfil

6119.6042 Herramienta de Desensamblado de Insertador de Conector de Bajo Perfil

6119.6043 CREO LINX Fórceps

6119.6050 CREO LINX Compresor

6119.6055 CREO LINX Distractor

6119.6060 CREO LINX Calibre

6119.8010 Portaganchos

6119.8015 Posicionador de Ganchos

6119.8020 Portaganchos Lateral

6119.8025 Portaganchos Offset

6120.0001 CREO Distractor de Cabeza de Tornillo

6120.0040 Mango en T de Límite de Torque, Trinquete, 10Nm, Conexión Rápida 1/4"

6120.0070 Herramienta de Decorticación, Corte Radial, Roscada, Conexión Rápida 1/4"

6120.0085 Pinza de Barra de Fuerza 6,0mm

6120.0090 Compresor Paralelo, Roscado

6120.0095 Distractor Paralelo, Roscado

6120.1004 Insertador de Cabeza, Cuerpo Alto, Roscado, 4mm

6120.1006 Insertador de Cabeza, Cuerpo Alto, Roscado, 6mm

6120.1008 Insertador de Cabeza, Cuerpo Alto, Roscado, 8mm

6120.1025 Guía de Tapón de Bloqueo, Roscada

6120.1030 Contratorque, Roscado

6120.1055 Barra Temporal Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

6120.1056 Barra Temporal Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

6120.1057 Barra Temporal Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

6120.1058 Barra Temporal Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

6120.1070 Posicionador de Cabeza de Tornillo, Interno, Roscado

6120.1075 Posicionador de Cabeza de Tornillo, Externo, Roscado

6120.2000 Reductor de Torre, Roscado

6120.2005 Accesorio de Reductor de Torre, Roscado, Conexión Rápida 1/4"

6120.2010 Reductor Engranado, General, Roscado

6120.2015 Reductor Engranado, Agarre de Pistola, Roscado

6120.2020 Pinza de Reducción, Roscada, Corta

6120.2030 Bifurcador de Reducción, Roscado

6120.2035 Fórceps de Reducción, Roscados

6120.3000 Moldeadora En Sitio 6,0mm, Izquierdo

6120.3005 Moldeadora En Sitio 6,0mm, Derecho

6120.3010 Moldeadora de Plano Coronal 6,0mm, Izquierdo

6120.3015 Moldeadora de Plano Coronal 6,0mm, Derecho

6120.3020 Agarre de Barra de Estilo Prensa de Tornillo 6,0mm

6120.3035 Atornillador Monoaxial de Autoretencción, Roscado, 1/4", Conexión Rápida

6120.3100 Tubo con Accesorio de Desrotación

6120.3101 Desrotador con Cierre de Clip, Roscado

6120.3102 Desrotador de Reducción, Roscado

6120.3104 Contratorque de Desrotación

6120.3105 Abrazadera de Acoplamiento de Desrotador, Corta

6120.3106 Abrazadera de Acoplamiento de Desrotador, Mediana

6120.3107 Abrazadera de Acoplamiento de Desrotador, Larga

6120.3108 Accesorio de Mango de Desrotación

6120.3109 Eje de Conductor de Desrotador, Roscado

6120.5000 Conductor de Tapón de Bloqueo Roscado

6120.5003 Conductor de Tapón de Bloqueo Roscado, Extremo Doble

6120.5010 Insertador de Cabeza de Reducción

6120.5015 Desconexión de Cabeza de Reducción

6120.5030 Manga de Tornillo de Reducción

6120.5040 Atornillador de Reducción Rígido

6120.5050 Contratorque de Tornillo de Reducción

6120.5055 Barra Temporal Recta 6,35mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

6120.5056 Barra Temporal Recta 6,35mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

6120.5057 Barra Temporal Recta 6,35mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

6120.5058 Barra Temporal Recta 6,35mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

6120.5080 Atornillador Rígido, Roscado, Conexión Rápida 1/4"

6120.5083 Atornillador Rígido Canulado, Roscado, 1/4", Conexión Rápida

6120.5090 Atornillador Monoaxial Rígido, Roscado, Conexión Rápida 1/4"

6120.8010 Portaganchos, Roscado

6120.8015 Posicionador de Ganchos, Roscado

6120.8020 Portaganchos Lateral, Roscado

6120.8025 Portaganchos Offset, Roscado

6134.0045 Macho Canulado 4,5mm

6134.0050 Macho Canulado 5,0mm

6134.0055 Macho Canulado 5,5mm

6134.0065 Macho Canulado 6,5mm

6134.0075 Macho Canulado 7,5mm

6134.0085 Macho Canulado 8.5mm

6134.0100 Cánula A

6134.0101 Cánula B

6134.0110 Cánula Peek A

6134.0111 Cánula Peek B

6134.0112 Cánula Peek C

6134.0130 Instrumento de Medición de Tornillo

6134.0135 Manga de Rescate

6134.0140 Atornillador, Reducción de 30mm

6134.0141 Atornillador Modular Canulado

6134.0145 Atornillador, Reducción de 10mm

6134.0150 Manguito Compresor/ Distractor

6134.0155 Manguito Estabilizador

6134.0160 Removedor de Pestaña

6134.0185 Conductor de Tapón de Bloqueo

6134.0205 Indicador de Barra

6134.0220 Contratorque

6134.0300 Adaptador de Deformidad

6134.0400 Compresor

6134.0420 Calibres, Pequeños

6134.0421 Calibres, Grandes

6134.0430 Portabarras Fijo

6134.0431 Portabarras Fijo, Recto

6134.0432 Portabarras Fijo, Ángulo Inverso

6134.0435 Posicionador de Cabeza

6134.1000 Insertador de Cabeza

6134.1005 Herramienta de Remoción de Cabeza

6134.1440 Atornillador, GI-I, 30mm

6134.1445 Atornillador, GI-I, 10mm

6134.8065 Macho Ilíaco Canulado 6,5mm

6134.8075 Macho Ilíaco Canulado 7,5mm

6134.8085 Macho Ilíaco Canulado 8.5mm

6134.8095 Macho Ilíaco Canulado 9,5mm

6134.8105 Macho Ilíaco Canulado 10.5mm

6152.3200 Brazo de Manipulación de Enlace de Barra, 6.0-6.35, Punta Doble

6152.3201 Brazo de Manipulación de Enlace de Barra, 6.0-6.35, Punta Única

6175.0010 Soporte de Implante, Recto

6175.0020 Soporte de Implante, Offset

6175.0032 Gancho Óseo, 6,0

6175.2000 Calibres de Barra de Cabeza

6175.2010 Insertador de Conector Modular  
6175.2030 Conductor de Insertador de Barra de Cabeza  
6175.2040 Insertador de Barra de Cabeza, Roscado  
6175.2041 Bifurcador de Insertador de Barra de Cabeza  
6175.2050 Insertador de Barra de Cabeza, Mango  
6175.2060 Guía de Insertador de Conector Modular  
6175.9913 Contratorque Alineado de Cabeza Doble, 5,5-6,0  
6175.9933 Contratorque Lateral de Cabeza Doble, 5,5-6,0

Cajas metálicas:

929.0080 Módulo de Grampa Roscada, 5,0-5,5mm  
929.0090 Módulo de Grampa Roscada, 6,0-6,5mm  
9041.1000 REVERE Módulo de Tapón de Bloqueo 4,5, Tornillo de Presión T25  
9067.0000 CREO Set de Instrumentos Principales  
9067.0002 CREO Set de Implantes de Diámetro Externo Dual 4.75  
9067.0005 CREO Set de Instrumentos de Desrotación Vertebral y Reducción 4.75  
9067.0006 CREO Módulo de Gancho 4.75  
9067.0008 CREO Caja Gráfica de Tornillos Ilíacos 4.75mm  
9067.0011 CREO AMP Set de Implantes de Diámetro Dual  
9067.0012 CREO AMP Set de Conectores 4.75  
9067.0014 CREO AMP Set de Instrumentos Degen 4.75  
9067.0015 CREO AMP Set de Tornillos Monoaxiales de Deformidad 4.75  
9067.0018 CREO AMP Caja Gráfica de Tornillos Ilíacos  
9067.0022 CREO Módulo de Tornillos DOD Roscados 4.75  
9067.0025 Caja Gráfica de Instrumentos de Reductor de Enlace de Barra  
9067.0101 CREO Módulo de Tornillos Poliaxiales Roscados 4.75  
9067.0102 CREO Módulo de Tapón de Bloqueo Roscado 4.75

9067.0103 CREO Módulo de Tornillos de Deformidad 4.75

9067.0104 CREO Módulo de Tornillo Uniplanar Roscado 4.75

9067.0105 CREO AMP Módulo de Tulipa Poliaxial Roscado 4.75

9067.0200 CREO AMP Módulo de Tornillo de Diámetro Pequeño

9067.0203 CREO Módulo de Gancho Roscado 4.75

9067.0303 CREO Módulo de Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75

9067.0422 CREO Módulo de Conector Offset Roscado 4.75

9067.0502 CREO Set de Instrumentos 4.75 Cortical

9067.0503 CREO Set de Implantes 4.75 Cortical

9067.0710 CREO Módulo de Conector Cruzado Variable 4.75

9067.0801 CREO Caja Blanda de Tornillos Monoaxiales Recubiertos con HA 4.75

9067.0802 CREO Caja Gráfica I de Instrumentos e Implantes Toracoscópicos 4.75

9067.0803 Caja Gráfica II de Instrumentos Toracoscópicos

9067.0804 Caja Gráfica III de Instrumentos Toracoscópicos

9067.0810 CREO Módulo de Barra 4.75

9067.0815 Módulo de Barra Temporal Reductora de Enlace de Barra

9119.0001 CREO Caja Gráfica de Implantes Degen 5,5

9119.0002 CREO Caja Gráfica de Implantes de Diámetro Externo Dual 5,5

9119.0003 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad 5,5

9119.0004 CREO Caja Gráfica de Tornillo Uniplanar 5,5

9119.0005 CREO Caja Gráfica de Desrotación Vertebral y de Reducción 5,5

9119.0006 CREO Módulo de Ganchos 5,5

9119.0007 CREO Caja Gráfica de Instrumentos Degen 5,5

9119.0008 CREO Caja Gráfica de Implante Ilíaco 5,5

9119.0009 CREO Caja Gráfica de Tornillos de Diámetro Pequeño 5,5

9119.0010 CREO AMP Caja Gráfica de Implantes Degen 5,5

9119.0012 CREO AMP Caja Gráfica de Conector 5,5

9119.0013 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad 5,5

9119.0014 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos Degen 5,5

9119.0016 CREO Caja Gráfica de Implantes Auxiliares

9119.0019 CREO AMP Caja Gráfica de Tornillos de Diámetro Pequeño

9119.0021 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes Canulados 5,5

9119.0022 CREO Caja Blanda de Tornillos Poliaxiales Recubiertos con HA

9119.0023 CREO AMP Caja Blanda de Tornillos Recubiertos con HA

9119.0024 CREO Instrumentos de Desrotación 5,5

9119.0026 CREO LINX Caja Gráfica de Conectores

9119.0027 CREO AMP QUAD Módulo de Cabeza de Tornillo Doble 5,5

9119.0101 CREO Módulo de Tornillo Degen 5,5

9119.0102 CREO Módulo de Tornillo de Diámetro Externo Dual 5,5

9119.0103 CREO Módulo de Tornillo de Diámetro Pequeño 5,5

9119.0104 CREO Módulo de Tornillo Uniplanar 5,5

9119.0108 CREO Módulo de Tornillo Ilíaco 5,5

9119.0110 CREO AMP Módulo de Tornillo 5,5

9119.0112 CREO AMP Módulo de Conector 5,5

9119.0119 CREO AMP Módulo de Tornillo de Diámetro Pequeño

9119.0121 CREO Módulo de Tornillo Canulado 5,5

9119.0126 CREO LINX Módulo de Conector

9119.0200 CREO Módulo de Tornillos Auxiliares

9119.0203 CREO Módulo de Ganchos 5,5

9119.0208 CREO Módulo de Tornillos Ilíacos 5,5, Largo

9119.0210 CREO AMP Módulo de Tornillos 6,5

9119.0303 CREO Módulo de Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5

9119.0308 CREO Módulo de Conector Offset de Cabeza

9119.0310 CREO AMP Módulo de Tornillos 7,5

9119.0408 CREO Módulo de Barra Offset 5,5

9119.0410 CREO AMP Módulo de Tornillos 8.5

9119.0501 CREO MCS CORE Caja Gráfica de Instrumentos

9119.0502 CREO MCS Caja Gráfica de Instrumentos 5,5

9119.0503 CREO MCS Caja Gráfica de Implantes 5,5

9119.0504 CREO MCS Módulo de Tapón de Bloqueo 5,5

9119.0506 CREO MCS Módulo de Barras 5,5

9119.0509 CREO MCS Módulo de Tornillos 5,5

9119.0510 CREO AMP Módulo de Tulipa Poliaxial 5,5

9119.0511 CREO MCS Módulo de Tulipa Poliaxial 5,5

9119.0610 CREO Módulo de Tapón de Bloqueo 5,5

9119.0613 CREO Módulo de Tornillos Monoaxiales 5,5

9119.0710 CREO Módulo de Conector Cruzado Variable 5,5

9119.0712 CREO AMP Módulo de Conector

9119.0810 CREO Módulo de Barras 5,5

9120.0000 CREO Caja Gráfica de Instrumentos Principales Roscados

9120.0001 CREO Caja Gráfica de Implantes Degen Roscados

9120.0002 CREO Caja Gráfica de Implantes de Diámetro Externo Dual Roscados

9120.0003 CREO Implantes e Instrumentos de Deformidad Roscados

9120.0004 CREO Caja Gráfica de Tornillos Uniplanares Roscados

9120.0005 CREO Caja Gráfica de Instrumentos de Desrotación Vertebrales y de Reducción Roscados

9120.0006 CREO Caja Gráfica de Instrumentos y Ganchos Roscados

9120.0007 CREO Caja Gráfica de Instrumentos Degen Roscados

9120.0008 CREO Caja Gráfica de Implantes Ilíacos Roscados

9120.0009 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Reducción

9120.0011 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Cuerpo Alto Roscados

9120.0013 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad Roscados

9120.0019 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Reducción

9120.0020 CREO Caja Gráfica de Tornillos de Diámetro Pequeño Roscados

9120.0021 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes Canulados Roscados

9120.0022 CREO Módulo de Tornillos DOD Roscados

9120.0023 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes Roscados 6,0

9120.0024 CREO Caja Gráfica de Instrumentos de Desrotación Roscados

9120.0025 CREO Caja Gráfica de Instrumentos Principales de Desrotación

9120.0026 CREO Caja Blanda de Tornillos Poliaxiales Recubiertos con HA Roscados

9120.0101 CREO Módulo de Tornillos Poliaxiales Roscados

9120.0103 CREO Módulo de Tornillos de Diámetro Pequeño Roscados

9120.0104 CREO Módulo de Tornillos Uniplanares Roscados

9120.0108 CREO Módulo de Tornillos Ilíacos Roscados

9120.0110 CREO AMP Módulo de Tornillos 5,5

9120.0111 CREO AMP Módulo de Tulipa de Cuerpo Alto, Roscada

9120.0121 CREO Módulo de Tornillos Canulados Roscados

9120.0200 CREO AMP Módulo de Tornillos Auxiliares

9120.0206 CREO Módulo de Ganchos Roscados

9120.0208 CREO Módulo de Tornillos Ilíacos Roscados, Largos

9120.0209 CREO Módulo de Tornillos de Reducción Roscados

9120.0210 CREO AMP Módulo de Tornillos 6,5

9120.0219 CREO AMP Módulo de Tulipa de Reducción

9120.0303 CREO Módulo de Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0

9120.0310 CREO AMP Módulo de Tornillos 7,5

9120.0408 CREO Módulo de Barras Offset 6,0

9120.0410 CREO AMP Módulo de Tornillos 8.5

9120.0510 CREO AMP Módulo de Tulipa Poliaxial Roscada

9120.0610 CREO Módulo de Tapón de Bloqueo Roscado

9120.0710 CREO Módulo de Conector Cruzado Variable 6,0

9134.0001 CREO MIS Caja Gráfica de Implantes

9134.0002 CREO MIS Caja Gráfica de Instrumentos I

9134.0003 CREO MIS Caja Gráfica de Instrumentos II

9134.0004 CREO MIS Caja Gráfica de Barras Adicionales

9134.0005 CREO MIS Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Corrección

9134.0008 CREO MIS Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes Iliacos

9134.0009 CREO MIS Caja Blanda de Tornillos Recubiertos con HA

9134.0010 CREO MIS Módulo de Tornillos de Diámetro Pequeño

9134.0011 CREO MIS Módulo de Tornillos de Diámetro Grande

9134.0108 CREO MIS Módulo de Tornillos Iliacos

9134.0610 CREO MIS Módulo de Barras 5,5mm Ti

9134.0810 CREO MIS Módulo de Barras 6,0mm Ti

Material de las barras y tornillos: Titanio No estéril:

Implantes:

1067.0000 CREO Tapón de Bloqueo 4.75

1067.0010 CREO Tapón de Bloqueo 4.75

1067.0020 CREO AMP Placa Sacra, Izq.

1067.0025 CREO AMP Placa Sacra, Der.

1067.0030 CREO Conector Cruzado 4.75, 29-33mm de largo

1067.0034 CREO Conector Cruzado 4.75, 32-40mm de largo

1067.0039 CREO Conector Cruzado 4.75, 38-50mm de largo

1067.0046 CREO Conector Cruzado 4.75, 48-60mm de largo

1067.0062 CREO Conector Cruzado 4.75, 58-70mm de largo

1067.0075 CREO Conector Cruzado 4.75, 68-80mm de largo

1067.0086 CREO Conector Cruzado 4.75, 78-90mm de largo

1067.0100 CREO AMP Tulipa Poliaxial 4.75

1067.0150 CREO AMP Tulipa Poliaxial Cerrada 4.75

1067.0220 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 20-22mm de largo

1067.0221 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 21.5-25mm de largo

1067.0224 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 24,5-31mm de largo

1067.0230 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 30.5-43mm de largo

1067.0242 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 42.5-67mm de largo

1067.0266 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 66,5-91mm de largo

1067.0679 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Recto, 11mm

1067.0680 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Recto, 13mm

1067.0681 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Recto, 15mm

1067.0682 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Recto, 17mm

1067.0683 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Recto, 19mm

1067.0690 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Derecho, 11mm

1067.0691 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Derecho, 13mm

1067.0692 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Derecho, 15mm

1067.0693 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Derecho, 17mm

1067.0694 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Derecho, 19mm

1067.0695 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Izquierdo, 11mm

1067.0696 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Izquierdo, 13mm

1067.0697 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Izquierdo, 15mm

1067.0698 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Izquierdo, 17mm

1067.0699 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Izquierdo, 19mm

1067.0710 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 150mm

1067.0712 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 150mm Roscada

1067.0715 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 15mm

1067.0717 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 15mm Roscada

1067.0720 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 20mm

1067.0722 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 20mm Roscada

1067.0725 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 25mm

1067.0727 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 25mm Roscada

1067.0730 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 30mm

1067.0732 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 30mm Roscada

1067.0735 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 35mm

1067.0737 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 35mm Roscada

1067.0815 Barra Offset Cerrada 4.75, 150mm de largo

1067.0820 Barra Offset Cerrada 4.75, 15mm de largo

1067.0825 Barra Offset Cerrada 4.75, 20mm de largo

1067.0830 Barra Offset Cerrada 4.75, 25mm de largo

1067.0835 Barra Offset Cerrada 4.75, 30mm de largo

1067.0840 Barra Offset Cerrada 4.75, 35mm de largo

1067.0915 Barra Offset Abierta 4.75, 150mm de largo

1067.0970 Barra Offset Abierta 4.75, 15mm de largo

1067.0975 Barra Offset Abierta 4.75, 20mm de largo

1067.0980 Barra Offset Abierta 4.75, 25mm de largo

1067.0985 Barra Offset Abierta 4.75, 30mm de largo

1067.0990 Barra Offset Abierta 4.75, 35mm de largo

1067.1110 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 100mm

1067.1111 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 110mm  
1067.1112 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 120mm  
1067.1130 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 30mm  
1067.1135 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 35mm  
1067.1140 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 40mm  
1067.1145 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 45mm  
1067.1150 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 50mm  
1067.1155 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 55mm  
1067.1160 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 60mm  
1067.1165 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 65mm  
1067.1170 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 70mm  
1067.1175 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 75mm  
1067.1180 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 80mm  
1067.1185 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 85mm  
1067.1190 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 90mm  
1067.1195 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 95mm  
1067.1220 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 20mm  
1067.1225 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 25mm  
1067.1230 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 30mm  
1067.1235 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 35mm  
1067.1240 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 40mm  
1067.1245 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 45mm  
1067.1250 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 50mm  
1067.1255 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 55mm  
1067.1320 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 20mm  
1067.1325 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 25mm

1067.1330 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 30mm  
1067.1335 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 35mm  
1067.1340 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 40mm  
1067.1345 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 45mm  
1067.1350 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 50mm  
1067.1355 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 55mm  
1067.1420 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 20mm  
1067.1425 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 25mm  
1067.1430 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 30mm  
1067.1435 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 35mm  
1067.1440 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 40mm  
1067.1445 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 45mm  
1067.1450 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 50mm  
1067.1455 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 55mm  
1067.1460 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 60mm  
1067.1525 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 25mm  
1067.1530 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 30mm  
1067.1535 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 35mm  
1067.1540 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 40mm  
1067.1545 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 45mm  
1067.1550 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 50mm  
1067.1555 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 55mm  
1067.1560 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 60mm  
1067.1625 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 25mm  
1067.1630 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 30mm  
1067.1635 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 35mm

1067.1640 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 40mm  
1067.1645 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 45mm  
1067.1650 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 50mm  
1067.1655 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 55mm  
1067.1660 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 60mm  
1067.1665 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 65mm  
1067.1710 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 100mm  
1067.1711 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 110mm  
1067.1712 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 120mm  
1067.1720 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 20mm  
1067.1725 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 25mm  
1067.1730 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 30mm  
1067.1735 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 35mm  
1067.1740 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 40mm  
1067.1745 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 45mm  
1067.1750 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 50mm  
1067.1755 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 55mm  
1067.1760 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 60mm  
1067.1765 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 65mm  
1067.1770 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 70mm  
1067.1775 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 75mm  
1067.1780 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 80mm  
1067.1785 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 85mm  
1067.1790 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 90mm  
1067.1795 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 95mm  
1067.1810 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 100mm

1067.1811 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 110mm  
1067.1812 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 120mm  
1067.1820 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 20mm  
1067.1825 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 25mm  
1067.1830 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 30mm  
1067.1835 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 35mm  
1067.1840 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 40mm  
1067.1845 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 45mm  
1067.1850 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 50mm  
1067.1855 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 55mm  
1067.1860 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 60mm  
1067.1865 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 65mm  
1067.1870 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 70mm  
1067.1875 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 75mm  
1067.1880 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 80mm  
1067.1885 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 85mm  
1067.1890 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 90mm  
1067.1895 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 95mm  
1067.1910 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 100mm  
1067.1911 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 110mm,  
1067.1912 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 120mm,  
1067.1920 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 20mm,  
1067.1925 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 25mm,  
1067.1930 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 30mm,  
1067.1935 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 35mm,  
1067.1940 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 40mm,

1067.1945 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 45mm,  
1067.1950 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 50mm,  
1067.1955 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 55mm,  
1067.1960 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 60mm,  
1067.1965 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 65mm,  
1067.1970 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 70mm,  
1067.1975 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 75mm,  
1067.1980 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 80mm,  
1067.1985 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 85mm,  
1067.1990 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 90mm,  
1067.1995 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 95mm,  
1067.2025 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 25mm  
1067.2030 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 30mm  
1067.2035 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 35mm  
1067.2040 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 40mm  
1067.2045 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 45mm  
1067.2050 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 50mm  
1067.2055 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 55mm  
1067.2060 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 60mm  
1067.2065 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 65mm  
1067.2110 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 100mm  
1067.2111 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 110mm  
1067.2112 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 120mm  
1067.2130 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 30mm  
1067.2135 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 35mm  
1067.2140 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 40mm

1067.2145 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 45mm

1067.2150 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 50mm

1067.2155 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 55mm

1067.2160 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 60mm

1067.2170 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 70mm

1067.2175 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 75mm

1067.2180 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 80mm

1067.2185 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 85mm

1067.2190 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 90mm

1067.2195 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 95mm

1067.2205 Barra con Punta de Agarre 4.75mm, Aleación de Titanio, 250mm de Largo

1067.2210 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 100mm

1067.2211 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 110mm

1067.2212 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 120mm

1067.2230 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 30mm

1067.2235 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 35mm

1067.2240 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 40mm

1067.2245 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 45mm

1067.2250 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 50mm

1067.2255 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 55mm

1067.2260 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 60mm

1067.2265 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 65mm

1067.2270 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 70mm

1067.2275 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 75mm

1067.2280 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 80mm

1067.2285 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 85mm

1067.2290 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 90mm  
1067.2295 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 95mm  
1067.2530 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 30mm  
1067.2535 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 35mm  
1067.2540 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 40mm  
1067.2545 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 45mm  
1067.2550 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 50mm  
1067.2555 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 55mm  
1067.2560 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 60mm  
1067.2630 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 30mm  
1067.2635 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 35mm  
1067.2640 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 40mm  
1067.2645 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 45mm  
1067.2650 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 50mm  
1067.2655 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 55mm  
1067.2660 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 60mm  
1067.2665 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 65mm  
1067.2710 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 100mm  
1067.2730 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 30mm  
1067.2735 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 35mm  
1067.2740 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 40mm  
1067.2745 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 45mm  
1067.2750 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 50mm  
1067.2755 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 55mm  
1067.2760 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 60mm  
1067.2765 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 65mm

1067.2770 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 70mm

1067.2775 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 75mm

1067.2780 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 80mm

1067.2785 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 85mm

1067.2790 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 90mm

1067.2810 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 -7,0 x 100mm

1067.2811 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 110mm

1067.2812 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 120mm

1067.2830 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 30mm

1067.2835 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 - 7,0 x 35mm

1067.2840 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 40mm

1067.2845 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 45mm

1067.2850 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 50mm

1067.2855 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 55mm

1067.2860 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 60mm

1067.2865 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 65mm

1067.2870 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 70mm

1067.2875 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 75mm

1067.2880 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 80mm

1067.2885 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 85mm

1067.2890 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 90mm

1067.2895 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 95mm

1067.2910 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 100mm

1067.2911 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 110mm

1067.2912 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 120mm

1067.2930 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 30mm

1067.2935 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 35mm  
1067.2940 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 40mm  
1067.2945 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 45mm  
1067.2950 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 50mm  
1067.2955 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 55mm  
1067.2960 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 60mm  
1067.2965 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 8,0 x 65mm  
1067.2970 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 70mm  
1067.2975 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 75mm  
1067.2980 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 80mm  
1067.2985 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 85mm  
1067.2990 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 90mm  
1067.2995 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 95mm  
1067.4110 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 100mm  
1067.4111 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 110mm  
1067.4112 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 120mm  
1067.4140 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 40mm  
1067.4145 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 45mm  
1067.4150 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 50mm  
1067.4155 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 55mm  
1067.4160 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 60mm  
1067.4165 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 65mm  
1067.4170 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 70mm  
1067.4175 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 75mm  
1067.4180 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 80mm  
1067.4185 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 85mm

1067.4190 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 90mm  
1067.4195 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 95mm  
1067.4320 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 20mm  
1067.4325 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 25mm  
1067.4330 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 30mm  
1067.4335 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 35mm  
1067.4340 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 40mm  
1067.4345 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 45mm  
1067.4350 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 50mm  
1067.4355 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 55mm  
1067.4420 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 20mm  
1067.4425 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 25mm  
1067.4430 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 30mm  
1067.4435 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 35mm  
1067.4440 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 40mm  
1067.4445 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 45mm  
1067.4450 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 50mm  
1067.4455 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 55mm  
1067.4520 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 20mm  
1067.4525 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 25mm  
1067.4530 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 30mm  
1067.4535 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 35mm  
1067.4540 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 40mm  
1067.4545 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 45mm  
1067.4550 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 50mm  
1067.4555 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 55mm

1067.4610 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 100mm  
1067.4611 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 110mm  
1067.4612 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 120mm  
1067.4625 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 25mm  
1067.4630 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 30mm  
1067.4635 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 35mm  
1067.4640 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 40mm  
1067.4645 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 45mm  
1067.4650 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 50mm  
1067.4655 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 55mm  
1067.4660 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 60mm  
1067.4665 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 65mm  
1067.4670 CREO AMP Tornillo Canulado Modula 6,5 x 70mm  
1067.4675 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 75mm  
1067.4680 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 80mm  
1067.4685 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 85mm  
1067.4690 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 90mm  
1067.4695 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 95mm  
1067.4710 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 100mm  
1067.4711 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 110mm  
1067.4712 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 120mm  
1067.4720 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 20mm  
1067.4725 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 25mm  
1067.4730 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 30mm  
1067.4735 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 35mm  
1067.4740 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 40mm

1067.4745 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 45mm  
1067.4750 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 50mm  
1067.4755 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 55mm  
1067.4760 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 60mm  
1067.4765 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 65mm  
1067.4770 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 70mm  
1067.4775 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 75mm  
1067.4780 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 80mm  
1067.4785 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 85mm  
1067.4790 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 90mm  
1067.4795 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 95mm  
1067.4810 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 100mm  
1067.4811 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 110mm  
1067.4812 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 120mm  
1067.4820 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 20mm  
1067.4825 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 25mm  
1067.4830 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 30mm  
1067.4835 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 35mm  
1067.4840 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 40mm  
1067.4845 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 45mm  
1067.4850 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 50mm  
1067.4855 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 55mm  
1067.4860 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 60mm  
1067.4865 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 65mm  
1067.4870 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 70mm  
1067.4875 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 75mm

1067.4880 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 80mm  
1067.4885 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 85mm  
1067.4890 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 90mm  
1067.4895 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 95mm  
1067.4910 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 100mm  
1067.4911 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 110mm  
1067.4912 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 120mm  
1067.4940 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 40mm  
1067.4945 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 45mm  
1067.4950 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 50mm  
1067.4955 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 55mm  
1067.4960 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 60mm  
1067.4965 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 65mm  
1067.4970 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 70mm  
1067.4975 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 75mm  
1067.4980 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 80mm  
1067.4985 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 85mm  
1067.4990 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 90mm  
1067.4995 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 95mm  
1067.5030 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo  
1067.5035 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo  
1067.5040 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo  
1067.5045 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo  
1067.5050 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo  
1067.5055 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo  
1067.5060 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo

1067.5065 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo  
1067.5070 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo  
1067.5075 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo  
1067.5080 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo  
1067.5085 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo  
1067.5090 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo  
1067.5095 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo  
1067.5100 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo  
1067.5125 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo  
1067.5150 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo  
1067.6200 Barra con Punta Hexagonal 4.75mm, Aleación de Titanio, 200mm de Largo  
1067.6300 Barra con Punta Hexagonal 4.75mm, Aleación de Titanio, 300mm de Largo  
1067.6400 Barra con Punta Hexagonal 4.75mm, Aleación de Titanio, 400mm de Largo  
1067.6500 Barra con Punta Hexagonal 4.75mm, Aleación de Titanio, 500mm de Largo  
1067.6600 Barra con Punta Hexagonal 4.75mm, Aleación de Titanio, 600mm de Largo  
1067.7030 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo  
1067.7035 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo  
1067.7040 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo  
1067.7045 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo  
1067.7050 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo  
1067.7055 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo  
1067.7060 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo  
1067.7065 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo  
1067.7070 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo  
1067.7075 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo  
1067.7080 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo

1067.7085 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo

1067.7090 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo

1067.7095 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo

1067.7100 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo

1067.7125 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo

1067.7150 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo

1067.8745 Barra Precontorneada 4.75mm, Aleación de Titanio, 450mm de Largo

1067.8935 3,5 (350mm) - Barra Cónica 4.75 (250mm), Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1067.8955 4.75 (350mm) - Barra Cónica 5,5 (250mm), Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1067.8960 4.75 (350mm) - Barra Cónica 6,0 (250mm), Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1067.8963 4.75 (350mm) - Barra Cónica 6,35 (250mm), Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1067.8965 4.75 (350mm) - Barra Cónica 6,5 (250mm), Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1067.9740 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Angosto, Pequeño

1067.9741 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Angosto, Medio

1067.9742 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Angosto, Grande

1067.9744 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Pequeño

1067.9745 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Mediano

1067.9746 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Grande

1067.9748 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Ancho, Pequeño

1067.9749 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Ancho, Medio

1067.9750 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Ancho, Grande

1067.9752 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Cuerpo Alto, Pequeño

1067.9753 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Cuerpo Alto, Mediano

1067.9754 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Cuerpo Alto, Grande

1067.9755 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado 4.75, Pequeño

1067.9756 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado 4.75, Mediano

1067.9757 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado 4.75, Grande

1067.9801 CREO AMP Grampa Laminar, Pequeña, 1 Nivel

1067.9802 CREO AMP Grampa Laminar, Mediana, 1 Nivel

1067.9803 CREO AMP Grampa Laminar, Grande, 1 Nivel

1067.9811 CREO AMP Grampa Laminar, Pequeña, 2 Niveles

1067.9812 CREO AMP Grampa Laminar, Mediana, 2 Niveles

1067.9813 CREO AMP Grampa Laminar, Grande, 2 Niveles

1067.9821 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Pequeña, 1 nivel

1067.9822 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Mediana, 1 nivel

1067.9823 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Grande, 1 nivel

1067.9824 CREO AMP Grampa Laminar Offset - Izq., Pequeña, 2 niveles

1067.9825 CREO AMP Grampa Laminar Offset - Izq., Mediano, 2 niveles

1067.9826 CREO AMP Grampa Laminar Offset - Izq., Grande, 2 niveles

1067.9831 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Pequeña, 2 niveles

1067.9832 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Mediana, 2 niveles

1067.9833 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Grande, 2 niveles

1067.9834 CREO AMP Grampa Laminar Offset /Der., Pequeña, 2 niveles

1067.9835 CREO AMP Grampa Laminar Offset /Der., Mediana, 2 niveles

1067.9836 CREO AMP Grampa Laminar Offset /Der., Grande, 2 niveles

1067.9880 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Offset, Der.

1067.9883 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Offset, Izq.

1067.9911 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado 4.75, Angosto, Pequeño

1067.9912 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado 4.75, Angosto, Mediano

1067.9913 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado 4.75, Angosto, Grande

1067.9914 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado 4.75, Pequeño

1067.9915 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado 4.75, Mediano

1067.9917 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Ascendente, Mediano

1067.9918 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Ascendente, Grande

1067.9934 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado 4.75, Der.

1067.9935 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado 4.75, Izq.

1067.9936 CREO Gancho Pedicular Roscado 4.75, Pequeño

1067.9937 CREO Gancho Pedicular Roscado 4.75, Mediano

1067.9938 CREO Gancho Pedicular Roscado 4.75, Grande

1119.0000 CREO Tapón de Bloqueo 5,5

1119.0010 CREO Tapón de Bloqueo Roscado

1119.0011 CREO Tapón de Bloqueo Roscado, BN

1119.0029 CREO Conector Cruzado 6,0, 29-33mm de largo

1119.0030 CREO Conector Cruzado 5,5, 29-33mm de largo

1119.0032 CREO Conector Cruzado 6,0, 32-40mm de largo

1119.0034 CREO Conector Cruzado 5,5, 32-40mm de largo

1119.0038 CREO Conector Cruzado 6,0, 38-50mm de largo

1119.0039 CREO Conector Cruzado 5,5, 38-50mm de largo

1119.0046 CREO Conector Cruzado 5,5, 48-60mm de largo

1119.0048 CREO Conector Cruzado 6,0, 48-60mm de largo

1119-0058 CREO Conector Cruzado 6,0, 58-70mm de largo

1119-0062 CREO Conector Cruzado 5,5, 58-70mm de largo

1119.0068 CREO Conector Cruzado 6,0, 68-80mm de largo

1119.0075 CREO Conector Cruzado 5,5, 68-80mm de largo

1119.0078 CREO Conector Cruzado 6,0, 78-90mm de largo

1119,0086 CREO Conector Cruzado 5,5, 78-90mm de largo

1119. 0100 CREO AMP Tulipa Poliaxial 5,5

1119.0110 CREO AMP Tulipa Poliaxial Roscada

1119.0114 CREO AMP Tulipa de Cuerpo Alto, Roscada, 4mm

1119.0116 CREO AMP Tulipa de Cuerpo Alto, Roscada, 6mm

1119.0118 CREO AMP Tulipa de Cuerpo Alto, Roscada, 8mm

1119.0150 CREO AMP Tulipa Poliaxial Cerrada 5,5

1119.0160 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble 5,5, Der.

1119.0161 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble 5,5, Izq.

1119.0165 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Roscada, Der.

1119.0166 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Roscada, Izq.

1119.0220 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 20-22mm de largo

1119.0221 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 21.5-25mm de largo

1119.0222 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 20-22mm de largo

1119.0224 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 24,5-31mm de largo

1119.0225 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 21.5-25mm de largo

1119.0230 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 30.5-43mm de largo

1119.0231 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 24,5-31mm de largo

1119.0242 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 42, 5-67mm de largo

1119.0243 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 30.5-43mm de largo

1119.0266 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 66,5-91mm de largo

1119.0267 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 42.5-67mm de largo

1119.0275 Barra Offset Cerrada 6,0, 150mm de largo

1119.0280 Barra Offset Cerrada 6,0, 15mm de largo

1119.0285 Barra Offset Cerrada 6,0, 20mm de largo

1119.0290 Barra Offset Cerrada 6,0, 25mm de largo

1119.0291 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 66,5-91mm de largo

1119.0295 Barra Offset Cerrada 6,0, 30mm de largo

1119.0300 Barra Offset Cerrada 6,0, 35mm de largo

1119.0315 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 15mm  
1119.0317 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 17,5mm  
1119.0320 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 20mm  
1119.0322 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 22.5mm  
1119.0325 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 25mm  
1119.0327 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 27,5mm  
1119.0330 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 30mm  
1119.0332 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 32,5mm  
1119.0335 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 35mm  
1119.0345 Barra Offset Abierta 6,0, 150mm de largo  
1119.0360 Barra Offset Abierta 6,0, 15mm de largo  
1119.0365 Barra Offset Abierta 6,0, 20mm de largo  
1119.0370 Barra Offset Abierta 6,0, 25mm de largo  
1119.0375 Barra Offset Abierta 6,0, 30mm de largo  
1119.0380 Barra Offset Abierta 6,0, 35mm de largo  
1119,0515 CREO AMP Conector Offset Abierto, 15mm  
1119,0517 CREO AMP Conector Offset Abierto, 17,5mm  
1119,0520 CREO AMP Conector Offset Abierto, 20mm  
1119,0522 CREO AMP Conector Offset Abierto, 22.5mm  
1119,0525 CREO AMP Conector Offset Abierto, 25mm  
1119,0527 CREO AMP Conector Offset Abierto, 27,5mm  
1119,0530 CREO AMP Conector Offset Abierto, 30mm  
1119,0532 CREO AMP Conector Offset Abierto, 32.5mm  
1119,0535 CREO AMP Conector Offset Abierto, 35mm  
1119,0600 CREO AMP Tulipa de Reducción Roscada  
1119.0679 Conector Offset Cortical 5,5, 11mm, CREO AMP

1119.0680 Conector Offset Cortical 5,5, Recto, 13mm

1119.0681 Conector Offset Cortical 5,5, Recto, 15mm

1119.0682 Conector Offset Cortical 5,5, Recto, 17mm

1119.0683 Conector Offset Cortical 5,5, Recto, 19mm

1119.0690 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Derecho, 11mm

1119.0691 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Derecho, 13mm

1119.0692 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Derecho, 15mm

1119.0693 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Derecho, 17mm

1119.0694 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Derecho, 19mm

1119.0695 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Izquierdo, 11mm

1119.0696 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Izquierdo, 13mm

1119.0697 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Izquierdo, 15mm

1119.0698 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Izquierdo, 17mm

1119.0699 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Izquierdo, 19mm

1119,0710 CREO Cabeza Conector Offset 5,5, 150mm de largo

1119,0712 CREO Cabeza Conector Offset Roscada, 150mm de largo

1119,0715 CREO Cabeza Conector Offset 5,5, 15mm de largo

1119,0716 CREO Cabeza Conector Offset 5,5, Tope de Barra Grande, 15mm de largo

1119,0717 CREO Cabeza Conector Offset Roscada, 15mm de largo

1119,0718 CREO Cabeza Conector Offset Roscada, 17,5mm de largo

1119,0720 CREO Cabeza Conector Offset 5,5 20mm de largo

1119,0721 CREO Cabeza Conector Offset 5,5 Tope de Barra Grande, 20mm de largo

1119.0722 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada 20mm de largo

1119.0723 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada 22,5mm de largo

1119.0725 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 25mm de largo

1119.0726 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 Tope de Barra Grande, 25mm de largo

1119.0727 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada, 25mm de largo

1119.0728 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada, 27,5mm de largo

1119.0730 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 30mm de largo

1119.0731 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 Tope de Barra Grande, 30mm de largo

1119.0732 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada 30mm de largo

1119.0733 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada 32.5mm de largo

1119.0735 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 35mm de largo

1119.0736 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 Tope de Barra Grande, 35mm de largo

1119.0737 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada 35mm de largo

1119.0815 Barra Offset Cerrada 5,5, 150mm de largo

1119.0820 Barra Offset Cerrada 5,5, 15mm de largo

1119.0822 Barra Offset Cerrada 5,5, 17,5mm de largo

1119.0825 Barra Offset Cerrada 5,5, 20mm de largo

1119.0827 Barra Offset Cerrada 5,5, 22.5mm de largo

1119.0830 Barra Offset Cerrada 5,5, 25mm de largo

1119.0832 Barra Offset Cerrada 5,5, 27,5mm de largo

1119.0835 Barra Offset Cerrada 5,5, 30mm de largo

1119.0837 Barra Offset Cerrada 5,5, 32.5mm de largo

1119.0840 Barra Offset Cerrada 5,5, 35mm de largo

1119.0915 Barra Offset Abierta 5,5, 150mm de largo

1119.0960 Barra Offset Abierta 5,5, 15mm de largo

1119.0962 Barra Offset Abierta 5,5, 17,5mm de largo

1119.0965 Barra Offset Abierta 5,5, 20mm de largo

1119.0967 Barra Offset Abierta 5,5, 22.5mm de largo

1119.0970 Barra Offset Abierta 5,5, 25mm de largo

1119.0972 Barra Offset Abierta 5,5, 27,5mm de largo

1119.0975 Barra Offset Abierta 5,5, 30mm de largo

1119.0977 Barra Offset Abierta 5,5, 32.5mm de largo

1119.0980 Barra Offset Abierta 5,5, 35mm de largo

1119.1220 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 20mm CREO AMP

1119.1225 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 25mm CREO AMP

1119.1230 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 30mm CREO AMP

1119.1235 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 35mm CREO AMP

1119.1240 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 40mm CREO AMP

1119.1245 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 45mm CREO AMP

1119.1320 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 20mm CREO AMP

1119.1325 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 25mm CREO AMP

1119.1330 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 30mm CREO AMP

1119.1335 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 35mm CREO AMP

1119.1340 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 40mm CREO AMP

1119.1345 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 45mm CREO AMP

1119.1420 6,0 - Tornillo Cortical, Modular, 5,0 x 20mm CREO AMP

1119.1425 6,0 - Tornillo Cortical, Modular, 5,0 x 25mm CREO AMP

1119.1430 6,0 - Tornillo Cortical, Modular, 5,0 x 30mm CREO AMP

1119.1435 6,0 - Tornillo Cortical, Modular, 5,0 x 35mm CREO AMP

1119.1440 6,0 - Tornillo Cortical, Modular, 5,0 x 40mm CREO AMP

1119.1520 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 20mm CREO AMP

1119.1525 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 25mm CREO AMP

1119.1530 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 30mm CREO AMP

1119.1535 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 35mm CREO AMP

1119.1540 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 40mm CREO AMP

1119.1545 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 45mm CREO AMP

1119.1625 7,5 - Tornillo Cortical, Modular, 6,5 x 25mm CREO AMP

1119.1630 7,5 - Tornillo Cortical, Modular, 6,5 x 30mm CREO AMP

1119.1635 7,5 - Tornillo Cortical, Modular, 6,5 x 35mm CREO AMP

1119.1640 7,5 - Tornillo Cortical, Modular, 6,5 x 40mm CREO AMP

1119.1645 7,5 - Tornillo Cortical, Modular, 6,5 x 45mm CREO AMP

1119.5020 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 20mm de Largo

1119.5025 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 25mm de Largo

1119.5030 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo

1119.5035 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo

1119.5040 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo

1119.5045 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo

1119.5050 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo

1119.5055 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo

1119.5060 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo

1119.5065 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo

1119.5070 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo

1119.5075 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo

1119.5080 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo

1119.5085 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo

1119.5090 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo

1119.5095 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo

1119.5100 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo

1119.5125 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo

1119.5150 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo

1119.6200 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Aleación de Titanio, 200mm de Largo

1119.6300 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Aleación de Titanio, 300mm de Largo

1119.6400 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Aleación de Titanio, 400mm de Largo

1119.6500 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Aleación de Titanio, 500mm de Largo

1119.6600 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1119.7020 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 20mm de Largo

1119.7025 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 25mm de Largo

1119.7030 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo

1119.7035 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo

1119.7040 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo

1119.7045 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo

1119.7050 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo

1119.7055 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo

1119.7060 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo

1119.7065 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo

1119.7070 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo

1119.7075 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo

1119.7080 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo

1119.7085 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo

1119.7090 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo

1119.7095 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo

1119.7100 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo

1119.7125 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo

1119.7150 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo

1119.7320 CREO LINX Conector Variable, 22-25mm

1119.7325 CREO LINX Conector Variable, 25-30mm

1119.7330 CREO LINX Conector Variable, 30-35mm

1119.7335 CREO LINX Conector Variable, 35-45mm

1119.8935 3.5 (150mm) - 5,5 (650mm) Barra Cónica, Titanio, 800mm de Largo

1119.9840 CREO Gancho Laminar Roscado, Angosto, Pequeño

1119.9841 CREO Gancho Laminar Roscado, Angosto, Mediano

1119.9842 CREO Gancho Laminar Roscado, Angosto, Grande

1119.9844 CREO Gancho Laminar Roscado, Pequeño

1119.9845 CREO Gancho Laminar Roscado, Mediano

1119.9846 CREO Gancho Laminar Roscado, Grande

1119.9848 CREO Gancho Laminar Roscado, Ancho, Pequeño

1119.9849 CREO Gancho Laminar Roscado, Ancho, Mediano

1119.9850 CREO Gancho Laminar Roscado, Ancho, Grande

1119.9852 CREO Gancho Laminar Roscado, Cuerpo Alto, Pequeño

1119.9853 CREO Gancho Laminar Roscado, Cuerpo Alto, Mediano

1119.9854 CREO Gancho Laminar Roscado, Cuerpo Alto, Grande

1119.9855 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado, Pequeño

1119.9856 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado, Mediano

1119.9857 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado, Grande

1119.9860 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Pequeño

1119.9861 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Mediano

1119.9862 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Grande

1119.9870 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Der., Pequeño

1119.9871 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Der., Mediano

1119.9872 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Der., Grande

1119.9873 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Izq., Pequeño

1119.9874 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Izq., Mediano

1119.9875 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Izq., Grande

1119.9880 CREO Gancho Laminar Roscado, Offset, Der.

1119.9883 CREO Gancho Laminar Roscado, Offset, Izq.

1119.9891 CREO Gancho Laminar Roscado, 30° Offset, Der., Mediano

1119.9894 CREO Gancho Laminar Roscado, 30° Offset, Izq., Mediano

1119.9901 CREO Gancho Laminar 5,5 Torácico, Angosto, Pequeño

1119.9902 CREO Gancho Laminar 5,5 Torácico, Angosto, Mediano

1119.9904 CREO Gancho Laminar 5,5 Torácico, Pequeño

1119.9905 CREO Gancho Laminar 5,5 Torácico, Mediano

1119.9907 CREO Gancho Laminar 5,5, Ascendente, Mediano

1119.9908 CREO Gancho Laminar 5,5, Ascendente, Grande

1119.9911 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado, Angosto, Pequeño

1119.9912 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado, Angosto, Mediano

1119.9914 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado, Pequeño

1119.9915 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado, Mediano

1119.9917 CREO Gancho Laminar Roscado, Ascendente, Mediano

1119.9918 CREO Gancho Laminar Roscado, Ascendente, Grande

1119.9922 CREO Gancho de Proceso Transversal 5,5, Der., Grande

1119.9923 CREO Gancho de Proceso Transversal 5,5, Izq., Grande

1119.9924 CREO Gancho de Proceso Transversal 5,5, Der.

1119.9925 CREO Gancho de Proceso Transversal 5,5, Izq.

1119.9927 CREO Gancho Pedicular 5,5, Pequeño

1119.9928 CREO Gancho Pedicular 5,5, Mediano

1119.9929 CREO Gancho Pedicular 5,5, Grande

1119.9932 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado, Der., Grande

1119.9933 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado, Izq., Grande

1119.9934 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado, Der.

1119.9935 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado, Izq.

1119.9937 CREO Gancho Pedicular Roscado, Mediano

1119.9938 CREO Gancho Pedicular Roscado, Grande

1119.9939 CREO Gancho Pedicular Roscado, Extra Grande

1119.9940 CREO Gancho Laminar 5,5, Angosto, Pequeño

1119.9941 CREO Gancho Laminar 5,5, Angosto, Mediano

1119.9942 CREO Gancho Laminar 5,5, Angosto, Grande

1119.9944 CREO Gancho Laminar 5,5, Pequeño

1119.9945 CREO Gancho Laminar 5,5, Mediano

1119.9946 CREO Gancho Laminar 5,5, Grande

1119.9948 CREO Gancho Laminar 5,5, Ancho, Pequeño

1119.9949 CREO Gancho Laminar 5,5, Ancho, Mediano

1119.9950 CREO Gancho Laminar 5,5, Ancho, Grande

1119.9952 CREO Gancho Laminar 5,5, Cuerpo Alto, Pequeño

1119.9953 CREO Gancho Laminar 5,5, Cuerpo Alto, Mediano

1119.9954 CREO Gancho Laminar 5,5, Cuerpo Alto, Grande

1119.9955 CREO Gancho Laminar 5,5 Angulado, Pequeño

1119.9956 CREO Gancho Laminar 5,5 Angulado, Mediano

1119.9957 CREO Gancho Laminar 5,5 Angulado, Grande

1119.9980 CREO Gancho Laminar 5,5, Offset, Der.

1119.9983 CREO Gancho Laminar 5,5, Offset, Izq.

1119.9992 CREO Gancho Laminar 5,5, 30° Offset, Der., Grande

1119.9994 CREO Gancho Laminar 5,5, 30° Offset, Izq., Mediano

1120.2200 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Aleación de Titanio, 200mm de Largo

1120.2300 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Aleación de Titanio, 300mm de Largo

1120.2400 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Aleación de Titanio, 400mm de Largo

1120.2500 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Aleación de Titanio, 500mm de Largo

1120.2600 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1120.3730 6,0mm Barra Precontorneada, Aleación de Titanio, 300mm de Largo

1120.3745 6,0mm Barra Precontorneada, Aleación de Titanio, 450mm de Largo

1120.3760 6,0mm Barra Precontorneada, Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1134.5010 CREO Tapón de Bloqueo MIS

1134.5100 CREO Tulipa Poliaxial Modular MIS, Reducción 30mm

1134.5110 CREO Tulipa Poliaxial Modular MIS, Reducción 10mm

1134.5030 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo

1134.5035 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo

1134.5040 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo

1134.5045 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo

1134.5050 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo

1134.5055 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo

1134.5060 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo

1134.5065 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo

1134.5070 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo

1134.5075 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo

1134.5080 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo

1134.5085 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo

1134.5090 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo

1134.5095 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo

1134.5100 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo

1134.5105 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 105mm de Largo

1134.5110 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 110mm de Largo

1134.5115 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 115mm de Largo

1134.5120 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 120mm de Largo

1134.5125 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo  
1134.5130 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 130mm de Largo  
1134.5135 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 135mm de Largo  
1134.5140 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 140mm de Largo  
1134.5145 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 145mm de Largo  
1134.5150 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo  
1134.5160 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 160mm de Largo  
1134.5170 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 170mm de Largo  
1134.5180 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 180mm de Largo  
1134.5190 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 190mm de Largo  
1134.5200 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 200mm de Largo  
1134.5210 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 210mm de Largo  
1134.5220 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 220mm de Largo  
1134.5230 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 230mm de Largo  
1134.5240 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 240mm de Largo  
1134.5250 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 250mm de Largo  
1134.5260 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 260mm de Largo  
1134.5270 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 270mm de Largo  
1134.5280 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 280mm de Largo  
1134.5290 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 290mm de Largo  
1134.5300 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 300mm de Largo  
1134.5350 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 350mm de Largo  
1134.5400 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 400mm de Largo  
1134.5450 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 450mm de Largo  
1134.5500 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 500mm de Largo  
1134.6040 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo

1134.6045 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo  
1134.6050 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo  
1134.6055 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo  
1134.6060 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo  
1134.6065 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo  
1134.6070 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo  
1134.6075 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo  
1134.6080 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo  
1134.6085 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo  
1134.6090 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo  
1134.6095 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo  
1134.6100 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo  
1134.6105 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 105mm de Largo  
1134.6110 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 110mm de Largo  
1134.6115 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 115mm de Largo  
1134.6120 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 120mm de Largo  
1134.6125 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo  
1134.6130 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 130mm de Largo  
1134.6135 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 135mm de Largo  
1134.6140 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 140mm de Largo  
1134.6145 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 145mm de Largo  
1134.6150 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo  
1134.6160 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 160mm de Largo  
1134.6170 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 170mm de Largo  
1134.6180 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 180mm de Largo  
1134.6190 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 190mm de Largo

1134.6200 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 200mm de Largo  
1134.6210 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 210mm de Largo  
1134.6220 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 220mm de Largo  
1134.6230 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 230mm de Largo  
1134.6240 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 240mm de Largo  
1134.6250 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 250mm de Largo  
1134.6260 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 260mm de Largo  
1134.6270 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 270mm de Largo  
1134.6280 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 280mm de Largo  
1134.6290 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 290mm de Largo  
1134.6300 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 300mm de Largo  
1134.6350 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 350mm de Largo  
1134.6400 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 400mm de Largo  
1134.6450 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 450mm de Largo  
1134.6500 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 500mm de Largo  
1134.6550 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 550mm de Largo  
1134.6600 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 600mm de Largo  
1134.6650 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 650mm de Largo  
1134.6700 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 700mm de Largo  
1134.7030 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo  
1134.7035 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo  
1134.7040 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo  
1134.7045 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo  
1134.7050 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo  
1134.7055 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo  
1134.7060 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo

1134.7065 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo  
1134.7070 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo  
1134.7075 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo  
1134.7080 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo  
1134.7085 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo  
1134.7090 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo  
1134.7095 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo  
1134.7100 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo  
1134.7105 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 105mm de Largo  
1134.7110 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 110mm de Largo  
1134.7115 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 115mm de Largo  
1134.7120 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 120mm de Largo  
1134.7125 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo  
1134.7130 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 130mm de Largo  
1134.7135 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 135mm de Largo  
1134.7140 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 140mm de Largo  
1134.7145 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 145mm de Largo  
1134.7150 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo  
1134.8040 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo  
1134.8045 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo  
1134.8050 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo  
1134.8055 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo  
1134.8060 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo  
1134.8065 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo  
1134.8070 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo  
1134.8075 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo

1134.8080 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo  
1134.8085 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo  
1134.8090 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo  
1134.8095 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo  
1134.8100 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo  
1134.8105 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 105mm de Largo  
1134.8110 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 110mm de Largo  
1134.8115 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 115mm de Largo  
1134.8120 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 120mm de Largo  
1134.8125 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo  
1134.8130 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 130mm de Largo  
1134.8135 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 135mm de Largo  
1134.8140 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 140mm de Largo  
1134.8145 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 145mm de Largo  
1134.8150 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo  
1175.1152 Conector Cerrado En Línea, 5,5-6,35 a 5,5-6.35, 2 Tornillos de Fijación  
1175.1554 Conector Cerrado En Línea con Barra Integrada de 5,5, 5,5-6.35, 400mm  
1175.1604 Conector Cerrado En Línea con Barra Integrada de 6,0, 5,5-6.35, 400mm  
1175.1634 Conector Cerrado En Línea con Barra Integrada 6,35, 5,5-6.35, 400mm  
1175.2551 Barra en Z, Aleación de Titanio, Barra 5,5, 12mm Offset, 100mm-200mm  
1175.2601 Barra en Z, Aleación de Titanio, Barra 6,0, 12mm Offset, 100mm-200mm  
1175.2631 Barra en Z, Aleación de Titanio, Barra 6,35, 12mm Offset, 100mm-200mm  
1175.5422 Conector Lateral Abierto-Cerrado, 5,5-6.35 a 5,5-6.35, 2 Tornillos de Fijación, 12mm Ancho  
1175.5510 Barra de Cabeza Recta, 5,5, 40mm  
1175.5511 Barra de Cabeza Recta, 5,5, 45mm  
1175.5512 Barra de Cabeza Recta, 5,5, 50mm

1175.5514 Barra de Cabeza Recta, 5,5, 200mm

1175.5520 Barra de Cabeza Lateral, Der., 5,5, 75mm

1175.5521 Barra de Cabeza Lateral, Der., 5,5, 80mm

1175.5522 Barra de Cabeza Lateral, Der., 5,5, 85mm

1175.5524 Barra de Cabeza Lateral, Der., 5,5, 230mm

1175.5525 Barra de Cabeza Lateral, Izq., 5,5, 75mm

1175.5526 Barra de Cabeza Lateral, Izq., 5,5, 80mm

1175.5527 Barra de Cabeza Lateral, Izq., 5,5, 85mm

1175.5529 Barra de Cabeza Lateral, Izq., 5,5, 230mm

1175.5530 Barra de Cabeza Superior, Offset Completo, 5,5, 75mm

1175.5531 Barra de Cabeza Superior, Offset Completo, 5,5, 80mm

1175.5532 Barra de Cabeza Superior, Offset Completo, 5,5, 85mm

1175.5534 Barra de Cabeza Superior, Offset Completo, 5,5, 230mm

1175.5535 Barra de Cabeza Superior, Medio Offset, 5,5, 75mm

1175.5536 Barra de Cabeza Superior, Medio Offset, 5,5, 80mm

1175.5537 Barra de Cabeza Superior, Medio Offset, 5,5, 85mm

1175.5539 Barra de Cabeza Superior, Medio Offset, 5,5, 230mm

1175.5841 Conector Lateral Cerrado-Cerrado, 5,5-6.35 a 5,5-6.35, 4 Tornillos de Presión, 9mm de ancho

1175.6255 Conector Lateral Cabeza-Abierta Modular, 5,5-6.35

1175.6355 Conector Superior Cabeza-Abierta Modular, 5,5-6.35

1175.7202 Cabeza Modular - Conector Lateral de Carga Superior, 5,5 Carga Superior

1175.7952 Conector Lateral de Carga Superior- Cabeza Simple, Cabeza 5,5-6,0 a Carga Superior 5,5

1175.9214 Conector Lateral Abierto – Cabeza Simple, Cabeza 5,5-6,0 a 5,5-6.35 Abierta, 12mm de ancho

1175.9913 Conector en Línea Cabeza Doble, 5,5-6,0 a 5,5-6,0

1175.9933 Conector Lateral Cabeza Doble, 5,5-6,0 a 5,5-6,0, 12mm de ancho

5067.0220 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 20mm o

5067.0222 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 20mm

5067.0225 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 25mm

5067.0227 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 25mm

5067.0230 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 30mm

5067.0232 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 30mm

5067.0235 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 35mm

5067.0237 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 35mm

5067.0240 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 40mm

5067.0242 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 40mm

5067.0245 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 45mm

5067.0247 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 45mm

5067.0320 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 20mm

5067.0322 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 20mm

5067.0325 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 25mm

5067.0327 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 25mm

5067.0330 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 30mm

5067.0332 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 30mm

5067.0335 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 35mm

5067.0337 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 35mm

5067.0340 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 40mm

5067.0342 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 40mm

5067.0345 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 45mm

5067.0347 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 45mm

5067.0350 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 50mm

5067.0352 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 50mm

5067.0420 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 20mm

5067.0422 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 20mm

5067.0425 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 25mm

5067.0427 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 25mm

5067.0430 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 30mm

5067.0432 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 30mm

5067.0435 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 35mm

5067.0437 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 35mm

5067.0440 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 40mm

5067.0442 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 40mm

5067.0445 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 45mm

5067.0447 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 45mm

5067.0450 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 50mm

5067.0452 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 50mm

5067.0455 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 55mm

5067.0457 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 55mm

5067.0525 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 25mm

5067.0527 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 25mm

5067.0530 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 5,5 x 30mm

5067.0532 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 30mm

5067.0535 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 35mm

5067.0537 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 35mm

5067.0540 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 40mm

5067.0542 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 40mm

5067.0545 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 45mm

5067.0547 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 45mm

5067.0550 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 50mm

5067.0552 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 50mm

5067.0555 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 55mm

5067.0557 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 55mm

5067.0560 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 60mm

5067.0562 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 60mm

5067.0625 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 25mm

5067.0627 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 25mm

5067.0630 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 30mm

5067.0632 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 30mm

5067.0635 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 35mm

5067.0637 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 35mm

5067.0640 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 40mm

5067.0642 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 40mm

5067.0645 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 45mm

5067.0647 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 45mm

5067.0650 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 50mm

5067.0652 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 50mm

5067.0655 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 55mm

5067.0657 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 55mm

5067.0660 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 60mm

5067.0662 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 60mm

5067.0665 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 65mm

5067.0667 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 65mm

5067.0725 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 25mm

5067.0727 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 25mm

5067.0730 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 30mm

5067.0732 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 30mm

5067.0735 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 35mm

5067.0737 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 35mm

5067.0740 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 40mm

5067.0742 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 40mm

5067.0745 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 45mm

5067.0747 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 45mm

5067.0750 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 50mm

5067.0752 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 50mm

5067.0755 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 55mm

5067.0757 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 55mm

5067.0760 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 60mm

5067.0762 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 60mm

5067.0765 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 65mm

5067.0767 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 65mm

5067.0770 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 70mm

5067.0772 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 70mm

5067.0775 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 75mm

5067.0777 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 75mm

5067.0780 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 80mm

5067.0782 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 80mm

5067.0785 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 85mm

5067.0787 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 85mm

5067.0790 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 90mm

5067.0792 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 90mm

5067.0825 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8,5 x 25mm

5067.0827 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 25mm

5067.0830 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 30mm

5067.0832 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 30mm

5067.0835 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 35mm

5067.0837 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 35mm

5067.0840 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 40mm

5067.0842 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 40mm

5067.0845 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 45mm

5067.0847 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4.75, 8.5 x 45mm

5067.0850 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 50mm

5067.0852 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 50mm

5067.0855 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 55mm

5067.0857 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 55mm

5067.0860 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 60mm

5067.0862 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 60mm

5067.0865 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 65mm

5067.0867 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 65mm

5067.0870 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 70mm

5067.0872 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 70mm

5067.0875 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 75mm

5067.0877 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 75mm

5067.0880 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 80mm

5067.0882 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 80mm

5067,0885 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 85mm

5067,0887 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 85mm

5067,0890 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 90mm

5067,0892 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 90mm

5067.1710 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 100mm, Preensamblado

5067.1711 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 110mm, Preensamblado

5067.1712 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 120mm, Preensamblado

5067.1720 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 20mm, Preensamblado

5067.1725 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 25mm, Preensamblado

5067.1730 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 30mm, Preensamblado

5067.1735 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 35mm, Preensamblado

5067.1740 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 40mm, Preensamblado

5067.1745 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 45mm, Preensamblado

5067.1750 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 50mm, Preensamblado

5067.1755 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 55mm, Preensamblado

5067.1760 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 60mm, Preensamblado

5067.1765 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 65mm, Preensamblado

5067.1770 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 70mm, Preensamblado

5067.1775 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 75mm, Preensamblado

5067.1780 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 80mm, Preensamblado

5067.1785 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 85mm, Preensamblado

5067.1790 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 90mm, Preensamblado

5067.1795 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 95mm, Preensamblado

5067.1810 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 100mm, Preensamblado

5067.1811 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 110mm, Preensamblado

5067.1812 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 120mm, Preensamblado

5067.1820 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 20mm, Preensamblado

5067.1825 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 25mm, Preensamblado

5067.1830 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 30mm, Preensamblado

5067.1835 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 35mm, Preensamblado  
5067.1840 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 40mm, Preensamblado  
5067.1845 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 45mm, Preensamblado  
5067.1850 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 50mm, Preensamblado  
5067.1855 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 55mm, Preensamblado  
5067.1860 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 60mm, Preensamblado  
5067.1865 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 65mm, Preensamblado  
5067.1870 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 70mm, Preensamblado  
5067.1875 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 75mm, Preensamblado  
5067.1880 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 80mm, Preensamblado  
5067.1885 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 85mm, Preensamblado  
5067.1890 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 90mm, Preensamblado  
5067.1895 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 95mm, Preensamblado  
5067.1910 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 100mm, Preensamblado  
5067.1911 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 110mm, Preensamblado  
5067.1912 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 120mm, Preensamblado  
5067.1920 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 20mm, Preensamblado  
5067.1925 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 25mm, Preensamblado  
5067.1930 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 30mm, Preensamblado  
5067.1935 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 35mm, Preensamblado  
5067.1940 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 40mm, Preensamblado  
5067.1945 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 45mm, Preensamblado  
5067.1950 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 50mm, Preensamblado  
5067.1955 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 55mm, Preensamblado  
5067.1960 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 60mm, Preensamblado  
5067.1965 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 65mm, Preensamblado

5067.1970 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 70mm, Preensamblado

5067.1975 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 75mm, Preensamblado

5067.1980 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 80mm, Preensamblado

5067.1985 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 85mm, Preensamblado

5067.1990 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 90mm, Preensamblado

5067.1995 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 95mm, Preensamblado

5067.2110 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 100mm, Preensamblado

5067.2111 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 110mm, Preensamblado

5067.2112 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 120mm, Preensamblado

5067.2130 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 30mm, Preensamblado

5067.2135 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 35mm, Preensamblado

5067.2140 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 40mm, Preensamblado

5067.2145 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 45mm, Preensamblado

5067.2150 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 50mm, Preensamblado

5067.2155 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 55mm, Preensamblado

5067.2160 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 60mm, Preensamblado

5067.2165 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 65mm, Preensamblado

5067.2170 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 70mm, Preensamblado

5067.2175 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 75mm, Preensamblado

5067.2180 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 80mm, Preensamblado

5067.2185 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 85mm, Preensamblado

5067.2190 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 90mm, Preensamblado

5067.2210 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 100mm, Preensamblado

5067.2230 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 30mm, Preensamblado

5067.2235 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 35mm, Preensamblado

5067.2240 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 40mm, Preensamblado

5067.2245 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 45mm, Preensamblado

5067.2250 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 50mm, Preensamblado

5067.2255 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 55mm, Preensamblado

5067.2260 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 60mm, Preensamblado

5067.2265 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 65mm, Preensamblado

5067.2270 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 70mm, Preensamblado

5067.2275 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 75mm, Preensamblado

5067.2280 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 80mm, Preensamblado

5067.2285 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 85mm, Preensamblado

5067.2290 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 90mm, Preensamblado

5067.2295 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 95mm, Preensamblado

5067.2530 CREO Tornillo DOD 4.75, 5,5 - 4,5 x 30mm, Preensamblado

5067.2535 CREO Tornillo DOD 4.75, 5,5 - 4,5 x 35mm, Preensamblado

5067.2540 CREO Tornillo DOD 4.75, 5,5 - 4,5 x 40mm, Preensamblado

5067.2545 CREO Tornillo DOD 4.75, 5,5 - 4,5 x 45mm, Preensamblado

5067.2550 CREO Tornillo DOD 4,75, 5,5 – 4,5 x 50mm, Preensamblado

5067.2555 CREO Tornillo DOD 4,75, 5,5 – 4,5 x 55mm, Preensamblado

5067.2560 CREO Tornillo DOD 4,75, 5,5 – 4,5 x 60mm, Preensamblado

5067.2630 CREO Tornillo DOD 4,75, 6,5 - 5,0 x 30mm, Preensamblado

5067.2635 CREO Tornillo 4,75, 6,5 – 5,0 x 35mm DOD, Preensamblado

5067.2640 CREO Tornillo 4,75, 6,5 – 5,0 x 40mm DOD, Preensamblado

5067.2645 CREO Tornillo 4,75, 6,5 - 5,0 x 45mm DOD, Preensamblado

5067.2650 CREO Tornillo 4,75, 6,5 - 5,0 x 50mm DOD, Preensamblado

5067.2655 CREO Tornillo 4,75, 6,5 - 5,0 x 55mm DOD, Preensamblado

5067.2660 CREO Tornillo 4,75, 6,5 - 5,0 x 60mm DOD, Preensamblado

5067.2665 CREO Tornillo 4,75, 6,5 - 5,0 x 65mm DOD, Preensamblado  
5067.2710 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 100mm DOD, Preensamblado  
5067.2730 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 30mm DOD, Preensamblado  
5067.2735 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 35mm DOD, Preensamblado  
5067.2740 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 40mm DOD, Preensamblado  
5067.2745 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 45mm DOD, Preensamblado  
5067.2750 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 50mm DOD, Preensamblado  
5067.2755 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 55mm DOD, Preensamblado  
5067.2760 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 60mm DOD, Preensamblado  
5067.2765 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 65mm DOD, Preensamblado  
5067.2770 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 70mm DOD, Preensamblado  
5067.2775 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 75mm DOD, Preensamblado  
5067.2780 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 80mm DOD, Preensamblado  
5067.2785 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 85mm DOD, Preensamblado  
5067.2790 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 90mm DOD, Preensamblado  
5067.2810 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 100mm DOD, Preensamblado  
5067.2830 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 30mm DOD, Preensamblado  
5067.2835 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 35mm DOD, Preensamblado  
5067.2840 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 40mm DOD, Preensamblado  
5067.2845 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 45mm DOD, Preensamblado  
5067.2850 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 50mm DOD, Preensamblado  
5067.2855 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 55mm DOD, Preensamblado  
5067.2860 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 60mm DOD, Preensamblado  
5067.2865 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 65mm DOD, Preensamblado  
5067.2870 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 70mm DOD, Preensamblado  
5067.2875 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 75mm DOD, Preensamblado

5067.2880 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 80mm DOD, Preensamblado  
5067.2885 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 85mm DOD, Preensamblado  
5067.2890 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 90mm DOD, Preensamblado  
5067.2895 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 95mm DOD, Preensamblado  
5067.2910 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 100mm DOD, Preensamblado  
5067.2911 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 110mm DOD, Preensamblado  
5067.2912 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 120mm DOD, Preensamblado  
5067.2930 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 30mm DOD, Preensamblado  
5067.2935 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 35mm DOD, Preensamblado  
5067.2940 CREO 4,75, 9,5 - 8,0 x 40mm DOD, Preensamblado  
5067.2945 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 45mm DOD, Preensamblado  
5067.2950 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 50mm DOD, Preensamblado  
5067.2955 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 55mm DOD, Preensamblado  
5067.2960 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 60mm DOD, Preensamblado  
5067.2965 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 65mm DOD, Preensamblado  
5067.2970 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 70mm DOD, Preensamblado  
5067.2975 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 75mm DOD, Preensamblado  
5067.2980 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 80mm DOD, Preensamblado  
5067.2985 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 85mm DOD, Preensamblado  
5067.2990 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 90mm DOD, Preensamblado  
5067.2995 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 95mm DOD, Preensamblado  
5067.3222 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,0 - 4,0 x 20mm, Preensamblado  
5067.3227 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,0 - 4,0 x 25mm, Preensamblado  
5067.3232 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,0 - 4,0 x 30mm, Preensamblado  
5067.3237 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,0 - 4,0 x 35mm, Preensamblado  
5067.3322 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,5 - 4,5 x 20mm, Preensamblado

5067.3327 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,5 - 4,5 x 25mm, Preensamblado  
5067.3332 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,5 - 4,5 x 30mm, Preensamblado  
5067.3337 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,5 - 4,5 x 35mm, Preensamblado  
5067.3422 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,0 - 5,0 x 20mm, Preensamblado  
5067.3427 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,0 - 5,0 x 25mm, Preensamblado  
5067.3432 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,0 - 5,0 x 30mm, Preensamblado  
5067.3437 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,0 - 5,0 x 35mm, Preensamblado  
5067.3442 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,0 - 5,0 x 40mm, Preensamblado  
5067.3522 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 20mm, Preensamblado  
5067.3527 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 25mm, Preensamblado  
5067.3532 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 30mm, Preensamblado  
5067.3537 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 35mm, Preensamblado  
5067.3542 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 40mm, Preensamblado  
5067.3547 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 45mm, Preensamblado  
5119.0220 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 20mm  
5119.0222 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 20mm  
5119.0225 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 25mm  
5119.0227 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 25mm  
5119.0230 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 30mm  
5119.0232 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 30mm  
5119.0235 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 35mm  
5119.0237 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 35mm  
5119.0240 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 40mm  
5119.0242 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 40mm  
5119.0245 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 45mm  
5119.0247 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 45mm

5119.0320 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 20mm

5119.0322 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 20mm

5119.0325 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 25mm

5119.0327 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 25mm

5119.0330 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 30mm

5119.0332 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 30mm

5119.0335 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 35mm

5119.0337 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 35mm

5119.0340 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 40mm

5119.0342 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 40mm

5119.0345 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 45mm

5119.0347 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 45mm

5119.0350 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 50mm

5119.0352 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 50mm

5119.0420 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 20mm

5119.0422 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 20mm

5119.0425 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 25mm

5119.0427 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 25mm

5119.0430 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 30mm

5119.0432 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 30mm

5119.0435 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 35mm

5119.0437 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 35mm

5119.0440 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 40mm

5119.0442 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 40mm

5119.0445 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 45mm

5119.0447 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 45mm

5119.0450 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 50mm

5119.0452 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 50mm

5119.0455 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 55mm

5119.0457 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 55mm

5119.0525 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 25mm

5119.0527 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 25mm

5119.0530 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 30mm

5119.0532 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 30mm

5119.0535 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 35mm

5119.0537 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 35mm

5119.0540 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 40mm

5119.0542 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 40mm

5119.0545 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 45mm

5119.0547 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 45mm

5119.0550 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 50mm

5119.0552 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 50mm

5119.0555 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 55mm

5119.0557 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 55mm

5119.0560 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 60mm

5119.0562 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 60mm

5119.0622 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 20mm

5119.0625 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 25mm

5119.0627 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 25mm

5119.0630 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 30mm

5119.0632 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 30mm

5119.0635 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 35mm

5119.0637 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 35mm

5119.0640 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 40mm

5119.0642 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 40mm

5119.0645 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 45mm

5119.0647 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 45mm

5119.0650 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 50mm

5119.0652 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 50mm

5119.0655 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 55mm

5119.0657 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 55mm

5119.0660 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 60mm

5119.0662 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 60mm

5119.0665 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 65mm

5119.0667 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 65mm

5119.0725 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 25mm

5119.0730 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 30mm

5119.0732 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 30mm

5119.0735 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 35mm

5119.0737 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 35mm

5119.0740 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 40mm

5119.0742 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 40mm

5119.0745 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 45mm

5119.0747 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 45mm

5119.0750 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 50mm

5119.0752 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 50mm

5119.0755 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 55mm

5119.0757 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 55mm

5119.0760 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 60mm

5119.0762 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 60mm

5119.0765 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 65mm

5119.0767 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 65mm

5119.0770 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 70mm

5119.0772 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 70mm

5119.0775 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 75mm

5119.0777 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 75mm

5119.0780 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 80mm

5119.0782 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 80mm

5119.0785 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 85mm

5119.0787 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 85mm

5119.0790 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 90mm

5119.0792 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 90mm

5119.0825 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 25mm

5119.0827 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 25mm

5119.0830 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 30mm

5119.0832 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 30mm

5119.0835 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 35mm

5119.0837 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 35mm

5119.0840 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 40mm

5119.0842 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 40mm

5119.0845 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 45mm

5119.0847 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 45mm

5119.0850 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 50mm

5119.0852 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 50mm

5119.0855 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 55mm

5119.0857 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 55mm

5119.0860 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 60mm

5119.0862 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 60mm

5119.0865 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 65mm

5119.0867 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 65mm

5119.0870 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 70mm

5119.0872 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 70mm

5119.0875 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 75mm

5119.0877 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 75mm

5119.0880 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 80mm

5119.0882 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 80mm

5119.0885 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 85mm

5119.0887 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 85mm

5119.0890 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 90mm

5119.0892 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 90mm

5119.1110 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 100mm

5119.1111 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 110mm

5119.1112 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 120mm

5119.1116 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 100mm

5119.1117 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 110mm

5119.1118 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 120mm

5119.1130 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 30mm

5119.1132 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 30mm

5119.1135 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 35mm

5119.1137 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 35mm

5119.1140 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 40mm

5119.1142 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 40mm

5119.1145 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 45mm

5119.1147 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 45mm

5119.1150 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 50mm

5119.1152 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 50mm

5119.1155 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 55mm

5119.1157 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 55mm

5119.1160 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 60mm

5119.1162 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 60mm

5119.1165 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 65mm

5119.1167 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 65mm

5119.1170 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 70mm

5119.1172 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 70mm

5119.1175 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 75mm

5119.1177 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 75mm

5119.1180 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 80mm

5119.1182 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 80mm

5119.1185 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 85mm

5119.1187 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 85mm

5119.1190 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 90mm

5119.1192 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 90mm

5119.1195 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 95mm

5119.1197 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 95mm

5119.1220 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 20mm

5119.1222 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 20mm

5119.1225 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 25mm  
5119.1227 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 25mm  
5119.1230 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 30mm  
5119.1232 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 30mm  
5119.1235 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 35mm  
5119.1237 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 35mm  
5119.1240 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 40mm  
5119.1242 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 40mm  
5119.1245 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 45mm  
5119.1247 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 45mm  
5119.1250 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 50mm  
5119.1255 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 55mm  
5119.1320 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 20mm  
5119.1322 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 20mm  
5119.1325 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 25mm  
5119.1327 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 25mm  
5119.1330 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 30mm  
5119.1332 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 30mm  
5119.1335 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 35mm  
5119.1337 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 35mm  
5119.1340 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 40mm  
5119.1342 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 40mm  
5119.1345 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 45mm  
5119.1347 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 45mm  
5119.1350 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 50mm  
5119.1352 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 50mm

5119.1355 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 55mm

5119.1420 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 20mm

5119.1422 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 20mm

5119.1425 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 25mm

5119.1427 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 25mm

5119.1430 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 30mm

5119.1432 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 30mm

5119.1435 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 35mm

5119.1437 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 35mm

5119.1440 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 40mm

5119.1442 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 40mm

5119.1445 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 45mm

5119.1447 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 45mm

5119.1450 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 50mm

5119.1452 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 50mm

5119.1455 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 55mm

5119.1457 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 55mm

5119.1460 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 60mm

5119.1525 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 25mm

5119.1527 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 25mm

5119.1530 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 30mm

5119.1532 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 30mm

5119.1535 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 35mm

5119.1537 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 35mm

5119.1540 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 40mm

5119.1542 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 40mm

5119.1545 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 45mm  
5119.1547 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 45mm  
5119.1550 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 50mm  
5119.1552 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 50mm  
5119.1555 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 55mm  
5119.1557 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 55mm  
5119.1560 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 60mm  
5119.1562 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 60mm  
5119.1625 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 25mm  
5119.1627 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 25mm  
5119.1630 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 30mm  
5119.1632 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 30mm  
5119.1635 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 35mm  
5119.1637 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 35mm  
5119.1640 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 40mm  
5119.1642 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 40mm  
5119.1645 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 45mm  
5119.1647 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 45mm  
5119.1650 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 50mm  
5119.1652 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 50mm  
5119.1655 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 55mm  
5119.1657 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 55mm  
5119.1660 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 60mm  
5119.1662 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 60mm  
5119.1665 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 65mm  
5119.1667 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 65mm

5119.1710 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 100mm  
5119.1711 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 110mm  
5119.1712 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 120mm  
5119.1716 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 100mm  
5119.1717 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 110mm  
5119.1718 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 120mm  
5119.1725 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 25mm  
5119.1727 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 25mm  
5119.1730 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 30mm  
5119.1732 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 30mm  
5119.1735 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 35mm  
5119.1737 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 35mm  
5119.1740 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 40mm  
5119.1742 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 40mm  
5119.1745 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 45mm  
5119.1747 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 45mm  
5119.1750 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 50mm  
5119.1752 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 50mm  
5119.1755 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 55mm  
5119.1757 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 55mm  
5119.1760 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 60mm  
5119.1762 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 60mm  
5119.1765 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 65mm  
5119.1767 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 65mm  
5119.1770 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 70mm  
5119.1772 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 70mm

5119.1775 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 75mm

5119.1777 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 75mm

5119.1780 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 80mm

5119.1782 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 80mm

5119.1785 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 85mm

5119.1787 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 85mm

5119.1790 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 90mm

5119.1792 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 90mm

5119.1795 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 95mm

5119.1797 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 95mm

5119.1810 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 100mm

5119.1811 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 110mm

5119.1812 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 120mm

5119.1816 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 100mm

5119.1817 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 110mm

5119.1818 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 120mm

5119.1825 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 25mm

5119.1827 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 25mm

5119.1830 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 30mm

5119.1832 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 30mm

5119.1835 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 35mm

5119.1837 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 35mm

5119.1840 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 40mm

5119.1842 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 40mm

5119.1845 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 45mm

5119.1847 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 45mm

5119.1850 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 50mm

5119.1852 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 50mm

5119.1855 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 55mm

5119.1857 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 55mm

5119.1860 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 60mm

5119.1862 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 60mm

5119.1865 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 65mm

5119.1867 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 65mm

5119.1870 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 70mm

5119.1872 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 70mm

5119.1875 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 75mm

5119.1877 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 75mm

5119.1880 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 80mm

5119.1882 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 80mm

5119.1885 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 85mm

5119.1887 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 85mm

5119.1890 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 90mm

5119.1892 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 90mm

5119.1895 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 95mm

5119.1897 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 95mm

5119.1910 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 100mm

5119.1911 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 110mm

5119.1912 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 120mm

5119.1916 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 100mm

5119.1917 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 110mm

5119.1918 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 120mm

5119.1930 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 30mm

5119.1932 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 30mm

5119.1935 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 35mm

5119.1937 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 35mm

5119.1940 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 40mm

5119.1942 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 40mm

5119.1945 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 45mm

5119.1947 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 45mm

5119.1950 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 50mm

5119.1952 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 50mm

5119.1955 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 55mm

5119.1957 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 55mm

5119.1960 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 60mm

5119.1962 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 60mm

5119.1965 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 65mm

5119.1967 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 65mm

5119.1970 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 70mm

5119.1972 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 70mm

5119.1975 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 75mm

5119.1977 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 75mm

5119.1980 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 80mm

5119.1982 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 80mm

5119.1985 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 85mm

5119.1987 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 85mm

5119.1990 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 90mm

5119.1992 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 90mm

5119.1995 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 95mm

5119.1997 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 95mm

5119.2025 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 25mm

5119.2027 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 25mm

5119.2030 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 30mm

5119.2032 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 30mm

5119.2035 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 35mm

5119.2037 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 35mm

5119.2038 CREO Tornillo Poliaxial Recubierto por HA Roscado 6,0 x 35mm

5119.2040 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 40mm

5119.2042 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 40mm

5119.2043 CREO Tornillo Poliaxial Recubierto por HA Roscado 6,0 x 40mm

5119.2045 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 45mm

5119.2047 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 45mm

5119.2048 CREO Tornillo Poliaxial Recubierto por HA Roscado 6,0 x 45mm

5119.2050 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 50mm

5119.2052 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 50mm

5119.2053 CREO Tornillo Poliaxial Recubierto por HA Roscado 6,0 x 50mm

5119.2055 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 55mm

5119.2057 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 55mm

5119.2058 CREO Tornillo Poliaxial Recubierto por HA Roscado 6,0 x 55mm

5119.2060 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 60mm

5119.2062 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 60mm

5119.2065 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 65mm

5119.2067 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 65mm

5119.2110 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 100mm

5119.2111 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 110mm

5119.2112 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 120mm

5119.2116 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 100mm

5119.2117 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 110mm

5119.2118 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 120mm

5119.2130 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 30mm

5119.2132 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 30mm

5119.2135 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 35mm

5119.2137 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 35mm

5119.2140 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 40mm

5119.2142 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 40mm

5119.2145 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 45mm

5119.2147 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 45mm

5119.2150 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 50mm

5119.2152 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 50mm

5119.2155 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 55mm

5119.2157 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 55mm

5119.2160 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 60mm

5119.2162 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 60mm

5119.2165 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 65mm

5119.2167 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 65mm

5119.2170 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 70mm

5119.2172 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 70mm

5119.2175 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 75mm

5119.2177 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 75mm

5119.2180 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 80mm

5119.2182 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 80mm

5119.2185 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 85mm

5119.2187 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 85mm

5119.2190 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 90mm

5119.2192 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 90mm

5119.2195 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 95mm

5119.2197 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 95mm

5119.2210 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 100mm

5119.2211 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 110mm

5119.2212 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 120mm

5119.2216 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 100mm

5119.2217 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 110mm

5119.2218 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 120mm

5119.2230 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 30mm

5119.2232 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 30mm

5119.2235 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 35mm

5119.2237 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 35mm

5119.2240 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 40mm

5119.2242 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 40mm

5119.2245 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 45mm

5119.2247 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 45mm

5119.2250 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 50mm

5119.2252 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 50mm

5119.2255 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 55mm

5119.2257 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 55mm

5119.2260 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 60mm

5119.2262 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 60mm

5119.2265 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 65mm

5119.2267 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 65mm

5119.2270 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 70mm

5119.2272 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 70mm

5119.2275 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 75mm

5119.2277 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 75mm

5119.2280 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 80mm

5119.2282 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 80mm

5119.2285 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 85mm

5119.2287 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 85mm

5119.2290 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 90mm

5119.2292 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 90mm

5119.2295 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 95mm

5119.2297 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 95mm

5119.2530 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 30mm

5119.2532 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 30mm

5119.2535 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 35mm

5119.2537 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 35mm

5119.2540 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 40mm

5119.2542 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 40mm

5119.2545 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 45mm

5119.2547 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 45mm

5119.2550 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 50mm

5119.2552 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 50mm

5119.2555 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 55mm

5119.2557 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 55mm

5119.2560 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 60mm

5119.2562 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 60mm

5119.2630 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 30mm

5119.2632 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 30mm

5119.2635 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 35mm

5119.2637 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 35mm

5119.2640 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 40mm

5119.2642 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 40mm

5119.2645 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 45mm

5119.2647 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 45mm

5119.2650 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 50mm

5119.2652 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 50mm

5119.2655 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 55mm

5119.2657 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 55mm

5119.2660 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 60mm

5119.2662 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 60mm

5119.2665 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 65mm

5119.2667 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 65mm

5119.2670 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 70mm

5119.2675 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 75mm

5119.2680 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 80mm

5119.2685 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 85mm

5119.2690 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 90mm

5119.2710 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 100mm

5119.2730 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 30mm

5119.2732 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 30mm  
5119.2735 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 35mm  
5119.2737 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 35mm  
5119.2740 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 40mm  
5119.2742 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 40mm  
5119.2745 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 45mm  
5119.2747 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 45mm  
5119.2750 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 50mm  
5119.2752 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 50mm  
5119.2755 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 55mm  
5119.2757 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 55mm  
5119.2760 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 60mm  
5119.2762 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 60mm  
5119.2765 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 65mm  
5119.2767 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 65mm  
5119.2770 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 70mm  
5119.2775 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 75mm  
5119.2780 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 80mm  
5119.2785 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 85mm  
5119.2790 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 90mm  
5119.2810 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 100mm  
5119.2811 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 110mm  
5119.2812 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 120mm  
5119.2816 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 100mm  
5119.2817 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 110mm  
5119.2818 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 120mm

5119.2830 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 30mm

5119.2832 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 30mm

5119.2835 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 35mm

5119.2837 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 35mm

5119.2840 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 40mm

5119.2842 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 40mm

5119.2845 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 45mm

5119.2847 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 45mm

5119.2850 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 50mm

5119.2852 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 50mm

5119.2855 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 55mm

5119.2857 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 55mm

5119.2860 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 60mm

5119.2862 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 60mm

5119.2865 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 65mm

5119.2867 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 65mm

5119.2870 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 70mm

5119.2872 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 70mm

5119.2875 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 75mm

5119.2877 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 75mm

5119.2880 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 80mm

5119.2882 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 80mm

5119.2885 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 85mm

5119.2887 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 85mm

5119.2890 CREO Tornillo Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 90mm

5119.2892 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 90mm

5119.2895 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 95mm  
5119.2897 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 95mm  
5119.2910 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 100mm  
5119.2911 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 110mm  
5119.2912 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 120mm  
5119.2916 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 100mm  
5119.2917 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 110mm  
5119.2918 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 120mm  
5119.2930 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 30mm  
5119.2932 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 30mm  
5119.2935 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 35mm  
5119.2937 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 35mm  
5119.2940 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 40mm  
5119.2942 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 40mm  
5119.2945 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 45mm  
5119.2947 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 45mm  
5119.2950 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 50mm  
5119.2952 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 50mm  
5119.2955 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 55mm  
5119.2957 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 55mm  
5119.2960 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 60mm  
5119.2962 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 60mm  
5119.2965 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 65mm  
5119.2967 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 65mm  
5119.2970 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 70mm  
5119.2972 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 70mm

5119.2975 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 75mm

5119.2977 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 75mm

5119.2980 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 80mm

5119.2982 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 80mm

5119.2985 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 85mm

5119.2987 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 85mm

5119.2990 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 90mm

5119.2992 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 90mm

5119.2995 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 95mm

5119.2997 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 95mm

5119.3222 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,0 - 4,0 x 20mm

5119.3227 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,0 - 4,0 x 25mm

5119.3232 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,0 - 4,0 x 30mm

5119.3237 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,0 - 4,0 x 35mm

5119.3322 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,5 - 4,5 x 20mm

5119.3327 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,5 - 4,5 x 25mm

5119.3332 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,5 - 4,5 x 30mm

5119.3337 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,5 - 4,5 x 35mm

5119.3422 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,0 - 5,0 x 20mm

5119.3427 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,0 - 5,0 x 25mm

5119.3432 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,0 - 5,0 x 30mm

5119.3437 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,0 - 5,0 x 35mm

5119.3442 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,0 - 5,0 x 40mm

5119.3522 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 20mm

5119.3527 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 25mm

5119.3532 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 30mm

5119.3537 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 35mm  
5119.3542 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 40mm  
5119.3547 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 45mm  
5119.4425 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 25mm  
5119.4430 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 30mm  
5119.4435 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 35mm  
5119.4440 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 40mm  
5119.4445 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 45mm  
5119.4450 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 50mm  
5119.4455 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 55mm  
5119.4525 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 25mm  
5119.4530 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 30mm  
5119.4535 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 35mm  
5119.4540 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 40mm  
5119.4545 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 45mm  
5119.4550 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 50mm  
5119.4555 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 55mm  
5119.4625 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 25mm  
5119.4630 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 30mm  
5119.4635 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 35mm  
5119.4640 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 40mm  
5119.4645 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 45mm  
5119.4650 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 50mm  
5119.4655 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 55mm  
5119.4660 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 60mm  
5119.4665 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 65mm

5119.4725 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 25mm  
5119.4730 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 30mm  
5119.4735 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 35mm  
5119.4740 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 40mm  
5119.4745 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 45mm  
5119.4750 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 50mm  
5119.4755 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 55mm  
5119.4760 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 60mm  
5119.4765 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 65mm  
5119.4825 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 25mm  
5119.4830 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 30mm  
5119.4835 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 35mm  
5119.4840 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 40mm  
5119.4845 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 45mm  
5119.4850 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 50mm  
5119.4855 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 55mm  
5119.4860 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 60mm  
5119.4865 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 65mm  
5119.4870 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 70mm  
5119.4875 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 75mm  
5119.4880 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 80mm  
5119.4885 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 85mm  
5119.4890 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 90mm  
5119.5325 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 25mm  
5119.5327 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 25mm  
5119.5330 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 30mm

5119.5332 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 30mm

5119.5335 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 35mm

5119.5337 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 35mm

5119.5340 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 40mm

5119.5342 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 40mm

5119.5345 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 45mm

5119.5347 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 45mm

5119.5350 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 50mm

5119.5352 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 50mm

5119.5355 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 55mm

5119.5357 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 55mm

5119.5425 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 25mm

5119.5427 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 25mm

5119.5430 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 30mm

5119.5432 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 30mm

5119.5435 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 35mm

5119.5437 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 35mm

5119.5440 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 40mm

5119.5442 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 40mm

5119.5445 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 45mm

5119.5447 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 45mm

5119.5450 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 50mm

5119.5452 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 50mm

5119.5455 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 55mm

5119.5457 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 55mm

5119.5525 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 25mm

5119.5527 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 25mm

5119.5530 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 30mm

5119.5532 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 30mm

5119.5535 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 35mm

5119.5537 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 35mm

5119.5540 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 40mm

5119.5542 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 40mm

5119.5545 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 45mm

5119.5547 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 45mm

5119.5550 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 50mm

5119.5552 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 50mm

5119.5555 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 55mm

5119.5557 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 55mm

5119.5625 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 25mm

5119.5627 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 25mm

5119.5630 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 30mm

5119.5632 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 30mm

5119.5635 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 35mm

5119.5637 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 35mm

5119.5640 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 40mm

5119.5642 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 40mm

5119.5645 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 45mm

5119.5647 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 45mm

5119.5650 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 50mm

5119.5652 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 50mm

5119.5655 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 55mm

5119.5657 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 55mm

5119.5732 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 7,5 x 30mm

5119.5737 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 7,5 x 35mm

5119.5742 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 7,5 x 40mm

5119.5747 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 7,5 x 45mm

5119.5752 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 7,5 x 50mm

5119.6100 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 100mm, Corto

5119.6101 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 110mm, Corto

5119.6102 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 120mm, Corto

5119.6110 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 100mm

5119.6111 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 110mm

5119.6112 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 120mm

5119.6116 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 110mm, Corto

5119.6117 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 120mm, Corto

5119.6118 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 20mm, Corto

5119.6119 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 25mm, Corto

5119.6122 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 20mm, Corto

5119.6123 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 30mm, Corto

5119.6125 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 25mm

5119.6127 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 25mm, Corto

5119.6128 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 20mm, Corto

5119.6129 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 25mm, Corto

5119.6130 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 30mm

5119.6132 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 30mm, Corto

5119.6135 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 35mm

5119.6137 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 35mm, Corto

5119.6140 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 40mm

5119.6142 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 40mm, Corto

5119.6143 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 35mm, Corto

5119.6145 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 45mm

5119.6147 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 45mm, Corto

5119.6148 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 40mm, Corto

5119.6150 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 50mm

5119.6152 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 50mm, Corto

5119.6153 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 45mm, Corto

5119.6155 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 55mm

5119.6157 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 55mm, Corto

5119.6158 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 50mm, Corto

5119.6160 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 60mm

5119.6162 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 60mm, Corto

5119.6163 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 55mm, Corto

5119.6165 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 65mm

5119.6167 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 65mm, Corto

5119.6168 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 60mm, Corto

5119.6170 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 70mm

5119.6172 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 70mm, Corto

5119.6173 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 65mm, Corto

5119.6175 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 75mm

5119.6177 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 75mm, Corto

5119.6178 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 70mm, Corto

5119.6180 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 80mm

5119.6182 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 80mm, Corto

5119.6183 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 75mm, Corto

5119.6185 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 85mm

5119.6187 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 85mm, Corto

5119.6188 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 80mm, Corto

5119.6190 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 90mm

5119.6192 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 90mm, Corto

5119.6193 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 85mm, Corto

5119.6195 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 95mm

5119.6197 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 95mm, Corto

5119.6198 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 90mm, Corto

5119.6199 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 95mm, Corto

5119.6200 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 100mm, Corto

5119.6201 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 100mm, Corto

5119.6202 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 110mm, Corto

5119.6203 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 120mm, Corto

5119.6220 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 20mm

5119.6222 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 20mm, Corto

5119.6225 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 25mm

5119.6227 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 25mm, Corto

5119.6230 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 30mm

5119.6232 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 30mm, Corto

5119.6235 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 35mm

5119.6237 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 35mm, Corto

5119.6240 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 40mm

5119.6242 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 40mm, Corto

5119.6245 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 45mm

5119.6247 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 45mm, Corto

5119.6252 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 50mm, Corto

5119.6257 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 55mm, Corto

5119.6262 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 60mm, Corto

5119.6267 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 65mm, Corto

5119.6272 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 70mm, Corto

5119.6277 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 75mm, Corto

5119.6282 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 80mm, Corto

5119.6287 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 85mm, Corto

5119.6292 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 90mm, Corto

5119.6297 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 95mm, Corto

5119.6300 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 100mm, Corto

5119.6301 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 110mm, Corto

5119.6302 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 120mm, Corto

5119.6322 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 20mm, Corto

5119.6325 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 25mm

5119.6327 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 25mm, Corto

5119.6330 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 30mm

5119.6332 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 30mm, Corto

5119.6335 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 35mm

5119.6337 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 35mm, Corto

5119.6340 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 40mm

5119.6342 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 40mm, Corto

5119.6345 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 45mm

5119.6347 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 45mm, Corto

5119.6352 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 50mm, Corto

5119.6357 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 55mm, Corto  
5119.6362 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 60mm, Corto  
5119.6367 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 65mm, Corto  
5119.6372 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 70mm, Corto  
5119.6377 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 75mm, Corto  
5119.6382 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 80mm, Corto  
5119.6387 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 85mm, Corto  
5119.6392 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 90mm, Corto  
5119.6397 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 95mm, Corto  
5119.6400 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 100mm, Corto  
5119.6401 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 110mm, Corto  
5119.6402 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 120mm, Corto  
5119.6422 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 20mm, Corto  
5119.6425 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 25mm  
5119.6427 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 25mm, Corto  
5119.6430 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 30mm  
5119.6432 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 30mm, Corto  
5119.6435 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 35mm  
5119.6437 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 35mm, Corto  
5119.6440 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 40mm  
5119.6442 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 40mm, Corto  
5119.6445 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 45mm  
5119.6447 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 45mm, Corto  
5119.6450 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 50mm  
5119.6452 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 50mm, Corto  
5119.6455 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 55mm

5119.6457 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 55mm, Corto  
5119.6462 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 60mm, Corto  
5119.6467 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 65mm, Corto  
5119.6472 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 70mm, Corto  
5119.6477 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 75mm, Corto  
5119.6482 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 80mm, Corto  
5119.6487 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 85mm, Corto  
5119.6492 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 90mm, Corto  
5119.6497 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 95mm, Corto  
5119.6500 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 100mm, Corto  
5119.6501 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 110mm, Corto  
5119.6502 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 120mm, Corto  
5119.6522 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 20mm, Corto  
5119.6525 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 25mm  
5119.6527 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 25mm, Corto  
5119.6530 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 30mm  
5119.6532 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 30mm, Corto  
5119.6535 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 35mm  
5119.6537 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 35mm, Corto  
5119.6540 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 40mm  
5119.6542 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 40mm, Corto  
5119.6545 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 45mm  
5119.6547 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 45mm, Corto  
5119.6550 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 50mm  
5119.6552 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 50mm, Corto  
5119.6555 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 55mm

5119.6557 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 55mm, Corto

5119.6562 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 60mm, Corto

5119.6567 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 65mm, Corto

5119.6572 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 70mm, Corto

5119.6577 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 75mm, Corto

5119.6582 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 80mm, Corto

5119.6587 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 85mm, Corto

5119.6592 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 90mm, Corto

5119.6597 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 95mm, Corto

5119.6600 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 100mm, Corto

5119.6601 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 110mm, Corto

5119.6602 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 120mm, Corto

5119.6622 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 20mm

5119.6625 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 25mm

5119.6627 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 25mm

5119.6630 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 30mm

5119.6632 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 30mm

5119.6634 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 30mm, Corto

5119.6635 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 35mm

5119.6637 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 35mm

5119.6639 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 35mm, Corto

5119.6640 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 40mm

5119.6642 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 40mm

5119.6644 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 40mm, Corto

5119.6645 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 45mm

5119.6647 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 45mm

5119.6649 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 45mm, Corto

5119.6650 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 50mm

5119.6652 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 50mm

5119.6654 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 50mm, Corto

5119.6655 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 55mm

5119.6657 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 55mm

5119.6659 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 55mm, Corto

5119.6660 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 60mm

5119.6662 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 60mm

5119.6664 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 60mm, Corto

5119.6665 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 65mm

5119.6667 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 65mm

5119.6669 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 65mm, Corto

5119.6674 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 70mm, Corto

5119.6679 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 75mm, Corto

5119.6684 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 80mm, Corto

5119.6689 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 85mm, Corto

5119.6694 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 90mm, Corto

5119.6699 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 95mm, Corto

5119.6700 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 100mm, Corto

5119.6701 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 110mm, Corto

5119.6702 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 120mm, Corto

5119.6722 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 20mm, Corto

5119.6725 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 25mm

5119.6727 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 25mm, Corto

5119.6730 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 30mm

5119.6732 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 30mm, Corto

5119.6735 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 35mm

5119.6737 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 35mm, Corto

5119.6740 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 40mm

5119.6742 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 40mm, Corto

5119.6745 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 45mm

5119.6747 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 45mm, Corto

5119.6750 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 50mm

5119.6752 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 50mm, Corto

5119.6755 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 55mm

5119.6757 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 55mm, Corto

5119.6760 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 60mm

5119.6762 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 60mm, Corto

5119.6765 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 65mm

5119.6767 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 65mm, Corto

5119.6770 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 70mm

5119.6772 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 70mm, Corto

5119.6775 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 75mm

5119.6777 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 75mm, Corto

5119.6780 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 80mm

5119.6782 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 80mm, Corto

5119.6785 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 85mm

5119.6787 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 85mm, Corto

5119.6790 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 90mm

5119.6792 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 90mm, Corto

5119.6797 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 95mm, Corto

5119.6800 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 100mm, Corto

5119.6801 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 110mm, Corto

5119.6802 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 120mm, Corto

5119.6822 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 20mm, Corto

5119.6825 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 25mm

5119.6827 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 25mm, Corto

5119.6830 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 30mm

5119.6832 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 30mm, Corto

5119.6835 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 35mm

5119.6837 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 35mm, Corto

5119.6840 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 40mm

5119.6842 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 40mm, Corto

5119.6845 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 45mm

5119.6847 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 45mm, Corto

5119.6850 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 50mm

5119.6852 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 50mm, Corto

5119.6855 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 55mm

5119.6857 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 55mm, Corto

5119.6860 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 60mm

5119.6862 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 60mm, Corto

5119.6865 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 65mm

5119.6867 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 65mm, Corto

5119.6870 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 70mm

5119.6872 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 70mm, Corto

5119.6875 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 75mm

5119.6877 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 75mm, Corto

5119.6880 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 80mm

5119.6882 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 80mm, Corto

5119.6885 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 85mm

5119.6887 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 85mm, Corto

5119.6890 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 90mm

5119.6892 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 90mm, Corto

5119.6897 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 95mm, Corto

5119.6900 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 100mm, Corto

5119.6901 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 110mm, Corto

5119.6902 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 120mm, Corto

5119.6910 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 100mm

5119.6911 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 110mm

5119.6912 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 120mm

5119.6922 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 20mm, Corto

5119.6925 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 25mm

5119.6927 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 25mm, Corto

5119.6930 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 30mm

5119.6932 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 30mm, Corto

5119.6935 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 35mm

5119.6937 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 35mm, Corto

5119.6940 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 40mm

5119.6942 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 40mm, Corto

5119.6945 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 45mm

5119.6947 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 45mm, Corto

5119.6950 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 50mm

5119.6952 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 50mm, Corto

5119.6955 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 55mm

5119.6957 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 55mm, Corto

5119.6960 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 60mm

5119.6962 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 60mm, Corto

5119.6965 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 65mm

5119.6967 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 65mm, Corto

5119.6970 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 70mm

5119.6972 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 70mm, Corto

5119.6975 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 75mm

5119.6977 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 75mm, Corto

5119.6980 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 80mm

5119.6982 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 80mm, Corto

5119.6985 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 85mm

5119.6987 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 85mm, Corto

5119.6990 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 90mm

5119.6992 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 90mm, Corto

5119.6995 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 95mm

5119.6997 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 95mm, Corto

5119.7002 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 100mm, Corto

5119.7003 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 110mm, Corto

5119.7004 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 120mm, Corto

5119.7022 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 20mm, Corto

5119.7027 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 25mm, Corto

5119.7032 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 30mm, Corto

5119.7037 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 35mm, Corto

5119.7042 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 40mm, Corto

5119.7047 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 45mm, Corto

5119.7052 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 50mm, Corto

5119.7057 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 55mm, Corto

5119.7062 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 60mm, Corto

5119.7067 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 65mm, Corto

5119.7072 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 70mm, Corto

5119.7077 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 75mm, Corto

5119.7082 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 80mm, Corto

5119.7087 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 85mm, Corto

5119.7092 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 90mm, Corto

5119.7097 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 95mm, Corto

5119.7100 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 100mm, Corto

5119.7101 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 110mm, Corto

5119.7102 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 120mm, Corto

5119.7122 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 20mm, Corto

5119.7127 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 25mm, Corto

5119.7132 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 30mm, Corto

5119.7137 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 35mm, Corto

5119.7142 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 40mm, Corto

5119.7147 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 45mm, Corto

5119.7152 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 50mm, Corto

5119.7157 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 55mm, Corto

5119.7162 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 60mm, Corto

5119.7167 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 65mm, Corto

5119.7172 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 70mm, Corto

5119.7177 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 75mm, Corto

5119.7182 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 80mm, Corto

5119.7187 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 85mm, Corto

5119.7192 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 90mm, Corto

5119.7197 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 95mm, Corto

5119.7200 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 100mm, Corto

5119.7201 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 110mm, Corto

5119.7202 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 120mm, Corto

5119.7222 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 20mm, Corto

5119.7227 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 25mm, Corto

5119.7232 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 30mm, Corto

5119.7237 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 35mm, Corto

5119.7242 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 40mm, Corto

5119.7247 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 45mm, Corto

5119.7252 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 50mm, Corto

5119.7257 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 55mm, Corto

5119.7262 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 60mm, Corto

5119.7267 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 65mm, Corto

5119.7272 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 70mm, Corto

5119.7277 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 75mm, Corto

5119.7282 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 80mm, Corto

5119.7287 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 85mm, Corto

5119.7292 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 90mm, Corto

5119.7297 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 95mm, Corto

5119.7301 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 110mm, Corto

5119.7302 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 120mm, Corto

5119.7316 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 100mm, Corto

5119.7322 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 20mm, Corto

5119.7325 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 25mm

5119.7327 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 25mm, Corto

5119.7330 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 30mm

5119.7332 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 30mm, Corto

5119.7335 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 35mm

5119.7337 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 35mm, Corto

5119.7340 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 40mm

5119.7342 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 40mm, Corto

5119.7345 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 45mm

5119.7347 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 45mm, Corto

5119.7350 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 50mm

5119.7352 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 50mm, Corto

5119.7355 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 55mm

5119.7357 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 55mm, Corto

5119.7362 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 60mm, Corto

5119.7367 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 65mm, Corto

5119.7372 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 70mm, Corto

5119.7377 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 75mm, Corto

5119.7382 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 80mm, Corto

5119.7387 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 85mm, Corto

5119.7392 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 90mm, Corto

5119.7397 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 95mm, Corto

5119.7400 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 100mm, Corto

5119.7401 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 110mm, Corto

5119.7402 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 120mm, Corto

5119.7422 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 20mm, Corto

5119.7425 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 25mm

5119.7427 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 25mm, Corto

5119.7430 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 30mm

5119.7432 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 30mm, Corto

5119.7435 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 35mm

5119.7437 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 35mm, Corto

5119.7440 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 40mm

5119.7442 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 40mm, Corto

5119.7445 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 45mm

5119.7447 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 45mm, Corto

5119.7450 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 50mm

5119.7452 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 50mm, Corto

5119.7455 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 55mm

5119.7457 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 55mm, Corto

5119.7462 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 60mm, Corto

5119.7467 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 65mm, Corto

5119.7472 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 70mm, Corto

5119.7477 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 75mm, Corto

5119.7482 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 80mm, Corto

5119.7487 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 85mm, Corto

5119.7492 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 90mm, Corto

5119.7497 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 95mm, Corto

5119.7500 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 100mm, Corto

5119.7501 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 110mm, Corto

5119.7502 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 120mm, Corto

5119.7522 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 20mm, Corto

5119.7525 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 25mm

5119.7527 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 25mm, Corto

5119.7530 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 30mm

5119.7532 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 30mm, Corto

5119.7535 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 35mm

5119.7537 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 35mm, Corto

5119.7540 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 40mm

5119.7542 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 40mm, Corto

5119.7545 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 45mm

5119.7547 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 45mm, Corto

5119.7550 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 50mm

5119.7552 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 50mm, Corto

5119.7555 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 55mm

5119.7557 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 55mm, Corto

5119.7562 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 60mm, Corto

5119.7567 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 65mm, Corto

5119.7572 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 70mm, Corto

5119.7577 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 75mm, Corto

5119.7582 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 80mm, Corto

5119.7587 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 85mm, Corto

5119.7592 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 90mm, Corto

5119.7597 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 95mm, Corto

5119.7600 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 100mm, Corto

5119.7601 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 110mm, Corto

5119.7602 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 120mm, Corto

5119.7622 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 20mm, Corto

5119.7625 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 25mm

5119.7627 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 25mm, Corto

5119.7630 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 30mm

5119.7632 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 30mm, Corto

5119.7635 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 35mm

5119.7637 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 35mm, Corto

5119.7640 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 40mm

5119.7642 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 40mm, Corto

5119.7645 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 45mm

5119.7647 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 45mm, Corto

5119.7650 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 50mm

5119.7652 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 50mm, Corto

5119.7655 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 55mm

5119.7657 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 55mm, Corto

5119.7662 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 60mm, Corto

5119.7667 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 65mm, Corto

5119.7672 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 70mm, Corto

5119.7677 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 75mm, Corto

5119.7682 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 80mm, Corto

5119.7687 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 85mm, Corto

5119.7692 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 90mm, Corto

5119.7697 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 95mm, Corto

5119.7700 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 100mm, Corto

5119.7701 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 110mm, Corto

5119.7702 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 120mm, Corto

5119.7722 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 20mm, Corto

5119.7727 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 25mm, Corto

5119.7732 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 30mm, Corto

5119.7737 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 35mm, Corto

5119.7742 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 40mm, Corto

5119.7747 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 45mm, Corto

5119.7752 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 50mm, Corto

5119.7757 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 55mm, Corto

5119.7762 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 60mm, Corto

5119.7767 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 65mm, Corto

5119.7772 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 70mm, Corto

5119.7777 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 75mm, Corto

5119.7782 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 80mm, Corto

5119.7787 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 85mm, Corto

5119.7792 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 90mm, Corto

5119.7797 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 95mm, Corto

5119.7800 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 100mm, Corto

5119.7801 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 110mm, Corto

5119.7802 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 120mm, Corto

5119.7822 CREO Roscado Tornillo de Reducción Uniplanar 8,5 x 20mm, Corto

5119.7827 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 25mm, Corto

5119.7832 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 30mm, Corto

5119.7837 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 35mm, Corto

5119.7842 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 40mm, Corto

5119.7847 CREO Roscado Tornillo de Reducción Uniplanar 8,5 x 45mm, Corto

5119.7852 CREO Roscado Tornillo de Reducción Uniplanar 8,5 x 50mm, Corto

5119.7857 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 55mm, Corto  
5119.7862 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 60mm, Corto  
5119.7869 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 65mm, Corto  
5119.7872 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 70mm, Corto  
5119.7877 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 75mm, Corto  
5119.7882 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 80mm, Corto  
5119.7887 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 85mm, Corto  
5119.7892 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 90mm, Corto  
5119.7897 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 95mm, Corto  
5119.7900 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 100mm, Corto  
5119.7901 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 110mm, Corto  
5119.7902 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 120mm, Corto  
5119.7922 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 20mm, Corto  
5119.7927 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 25mm, Corto  
5119.7932 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 30mm, Corto  
5119.7937 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 35mm, Corto  
5119.7942 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 40mm, Corto  
5119.7947 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 45mm, Corto  
5119.7952 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 50mm, Corto  
5119.7957 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 55mm, Corto  
5119.7962 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 60mm, Corto  
5119.7967 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 65mm, Corto  
5119.7972 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 70mm, Corto  
5119.7977 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 75mm, Corto  
5119.7982 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 80mm, Corto  
5119.7987 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 85mm, Corto

5119.7992 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 90mm, Corto

5119.7997 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 95mm, Corto

5120.4424 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 25mm

5120.4429 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 30mm

5120.4434 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 35mm

5120.4439 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 40mm

5120.4444 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 45mm

5120.4449 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 50mm

5120.4454 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 55mm

5120.4524 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 25mm

5120.4529 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 30mm

5120.4534 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 35mm

5120.4539 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 40mm

5120.4544 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 45mm

5120.4549 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 50mm

5120.4554 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 55mm

5120.4624 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 25mm

5120.4629 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 30mm

5120.4634 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 35mm

5120.4639 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 40mm

5120.4644 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 45mm

5120.4649 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 50mm

5120.4654 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 55mm

5120.4659 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 60mm

5120.4664 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 65mm

5120.4724 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 25mm

5120.4729 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 30mm  
5120.4734 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 35mm  
5120.4739 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 40mm  
5120.4744 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 45mm  
5120.4749 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 50mm  
5120.4754 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 55mm  
5120.4759 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 60mm  
5120.4764 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 65mm  
5120.4824 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 25mm  
5120.4829 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 30mm  
5120.4834 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 35mm  
5120.4839 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 40mm  
5120.4844 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 45mm  
5120.4849 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 50mm  
5120.4854 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 55mm  
5120.4859 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 60mm  
5120.4864 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 65mm  
5120.4869 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 70mm  
5120.4874 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 75mm  
5120.4879 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 80mm  
5120.4884 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 85mm  
5120.4889 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 90mm  
1119.0062 CREO Conector Cruzado 5,5, 58-70mm de Largo  
1119.0086 CREO Conector Cruzado 5,5, 78-90mm de Largo  
1119.5035 Barra Recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo  
1119.5055 Barra Recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo

1192.0000 CREO Fenestrado, Tapón de Bloqueo 5,5  
5192.1530 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 30mm  
5192.1535 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 35mm  
5192.1540 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 40mm  
5192.1545 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 45mm  
5192.1550 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 50mm  
5192.1555 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 55mm  
5192.1560 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 60mm  
5192.1630 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 30mm  
5192.1635 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 35mm  
5192.1640 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 40mm  
5192.1645 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 45mm  
5192.1650 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 50mm  
5192.1655 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 55mm  
5192.1660 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 60mm  
5192.1665 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 65mm  
5192.1730 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 30mm  
5192.1735 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 35mm  
5192.1740 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 40mm  
5192.1745 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 45mm  
5192.1750 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 50mm  
5192.1755 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 55mm  
5192.1760 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 60mm  
5192.1765 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 65mm  
5192.1770 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 70mm  
5192.1775 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 75mm

5192.1780 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 80mm

5192.1785 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 85mm

5192.1790 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 90mm

5192.1830 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 30mm

5192.1835 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 35mm

5192.1840 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 40mm

5192.1845 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 45mm

5192.1850 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 50mm

5192.1855 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 55mm

5192.1860 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 60mm

5192.1865 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 65mm

5192.1870 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 70mm

5192.1875 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 75mm

5192.1880 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 80mm

5192.1885 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 85mm

5192.1890 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 90mm

9119.0810 CREO Módulo de Barra 5,5

9192.0001 CREO Caja Gráfica de Implantes Fenestrada 5,5

9192.0010 CREO Módulo de Tornillo Poliaxial Fenestrado 5,5

9192.0600 CREO Módulo de Tapón de Bloqueo Fenestrado 5,5

Material de las barras y tornillos: Titanio, estéril

1067.1113S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 100mm

1067.1114S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 110mm

1067.1115S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 120mm

1067.1166S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 65mm

1067.1171S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 70mm

1067.1176S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 75mm  
1067.1181S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 80mm  
1067.1186S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 85mm  
1067.1191S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 90mm  
1067.1196S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 95mm  
1067.1226S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,0 x 25mm  
1067.1231S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,0 x 30mm  
1067.1236S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,0 x 35mm  
1067.1241S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,0 x 40mm  
1067.1246S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,0 x 45mm  
1067.1331S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,5 x 30mm  
1067.1336S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,5 x 35mm  
1067.1341S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,5 x 40mm  
1067.1346S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,5 x 45mm  
1067.1431S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,0 x 30mm  
1067.1436S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,0 x 35mm  
1067.1441S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,0 x 40mm  
1067.1446S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,0 x 45mm  
1067.1531S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,5 x 30mm  
1067.1536S CREO Tornillo Modular con Recubrimiento HA AMP 5,5 x 35mm  
1067.1541S CREO Tornillo Modular con Recubrimiento HA AMP 5,5 x 40mm  
1067.1546S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,5 x 45mm  
1067.1551S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,5 x 50mm  
1067.1556S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,5 x 55mm  
1067.1631S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 30mm  
1067.1636S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 35mm

1067.1641S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 40mm  
1067.1646S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 45mm  
1067.1651S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 50mm  
1067.1656S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 55mm  
1067.1661S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 60mm  
1067.1666S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 65mm  
1067.1731S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 30mm  
1067.1736S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 35mm  
1067.1741S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 40mm  
1067.1746S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 45mm  
1067.1751S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 50mm  
1067.1756S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 55mm  
1067.1761S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 60mm  
1067.1766S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 65mm  
1067.1771S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 70mm  
1067.1776S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 75mm  
1067.1781S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 80mm  
1067.1786S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 85mm  
1067.1791S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 90mm  
1067.1796S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 95mm  
1067.1813S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 100mm  
1067.1814S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 110mm  
1067.1815S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 120mm  
1067.1831S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 30mm  
1067.1836S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 35mm  
1067.1841S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 40mm

1067.1846S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 45mm  
1067.1851S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 50mm  
1067.1856S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 55mm  
1067.1861S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 60mm  
1067.1866S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 65mm  
1067.1871S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 70mm  
1067.1876S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 75mm  
1067.1881S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 80mm  
1067.1886S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 85mm  
1067.1891S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 90mm  
1067.1896S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 95mm  
1067.1913S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 100mm  
1067.1914S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 110mm  
1067.1915S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 120mm  
1067.1966S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 65mm  
1067.1971S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 70mm  
1067.1976S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 75mm  
1067.1981S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 80mm  
1067.1986S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 85mm  
1067.1991S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 90mm  
1067.1996S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 95mm  
1067.2031S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 30mm  
1067.2036S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 35mm  
1067.2041S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 40mm  
1067.2046S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 45mm  
1067.2051S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 50mm

1067.2056S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 55mm

1067.4331S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 4,5 x 30mm

1067.4336S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 4,5 x 35mm

1067.4341S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 4,5 x 40mm

1067.4346S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 4,5 x 45mm

1067.4431S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,0 x 30mm

1067.4436S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,0 x 35mm

1067.4441S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,0 x 40mm

1067.4446S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,0 x 45mm

1067.4531S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 30mm

1067.4536S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 35mm

1067.4541S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 40mm

1067.4546S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 45mm

1067.4551S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 50mm

1067.4556S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 55mm

1067.4631S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 30mm

1067.4636S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 35mm

1067.4641S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 40mm

1067.4646S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 45mm

1067.4651S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 50mm

1067.4656S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 55mm

1067.4661S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 60mm

1067.4666S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 65mm

1067.4731S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 30mm

1067.4736S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 35mm

1067.4741S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 40mm

1067.4746S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 45mm  
1067.4751S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 50mm  
1067.4756S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 55mm  
1067.4761S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 60mm  
1067.4766S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 65mm  
1067.4831S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 30mm  
1067.4836S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 35mm  
1067.4841S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 40mm  
1067.4846S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 45mm  
1067.4851S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 50mm  
1067.4856S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 55mm  
1067.4861S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 60mm  
1067.4866S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 65mm  
5067.0421S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 20mm  
5067.0424S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 22,5mm  
5067.0426S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 25mm  
5067.0429S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 27,5mm  
5067.0431S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 30mm  
5067.0434S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 32,5mm  
5067.0436S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 35mm  
5067.0439S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 37,5mm  
5067.0441S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 40mm  
5067.0444S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 42,5mm  
5067.0446S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 45mm  
5067.0451S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 50mm  
5067.0456S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 55mm

5067.0521S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 20mm

5067.0524S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 22,5mm

5067.0526S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 25mm

5067.0529S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 27,5mm

5067.0531S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 30mm

5067.0534S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 32,5mm

5067.0536S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 35mm

5067.0539S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 37,5mm

5067.0541S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 40mm

5067.0544S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 42,5mm

5067.0546S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 45mm

5067.0551S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 50mm

5067.0556S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 55mm

5067.0621S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 20mm

5067.0624S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 22,5mm

5067.0626S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 25mm

5067.0629S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 27,5mm

5067.0631S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 30mm

5067.0634S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 32,5mm

5067.0636S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 35mm

5067.0639S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 37,5mm

5067.0641S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 40mm

5067.0644S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 42,5mm

5067.0646S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 45mm

5067.0651S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 50mm

5067.0656S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 55mm

5067.0721S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 20mm  
5067.0724S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 22,5mm  
5067.0726S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 25mm  
5067.0729S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 27,5mm  
5067.0731S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 30mm  
5067.0734S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 32,5mm  
5067.0736S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 35mm  
5067.0739S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 37,5mm  
5067.0741S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 40mm  
5067.0744S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 42,5mm  
5067.0746S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 45mm  
5067.0751S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 50mm  
5067.0756S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 55mm  
5067.1021S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 20mm  
5067.1024S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 22,5mm  
5067.1026S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 25mm  
5067.1029S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 27,5mm  
5067.1031S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 30mm  
5067.1034S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 32,5mm  
5067.1036S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 35mm  
5067.1039S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 37,5mm  
5067.1041S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 40mm  
5067.1044S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 42,5mm  
5067.1046S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 45mm  
5067.1051S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 50mm  
5067.1056S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 55mm

5119.1226S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,0 x 25mm

5119.1228S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,0 x 25mm

5119.1231S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,0 x 30mm

5119.1233S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,0 x 30mm

5119.1236S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,0 x 35mm

5119.1238S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,0 x 35mm

5119.1241S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,0 x 40mm

5119.1243S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,0 x 40mm

5119.1246S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,0 x 45mm

5119.1248S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,0 x 45mm

5119.1331S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,5 X 30mm

5119.1333S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,5 X 30mm

5119.1336S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,5 X 35mm

5119.1338S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,5 X 35mm

5119.1341S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,5 X 40mm

5119.1343S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,5 X 40mm

5119.1346S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,5 X 45mm

5119.1348S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,5 X 45mm

5119.1431S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,0 x 30mm

5119.1433S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,0 x 30mm

5119.1436S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,0 x 35mm

5119.1438S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,0 x 35mm

5119.1441S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,0 x 40mm

5119.1443S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,0 x 40mm

5119.1446S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,0 x 45mm

5119.1448S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,0 x 45mm

5119.1531S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 30mm

5119.1533S CREO Roscado 5,5 x 30mm Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA

5119.1536S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 35mm

5119.1538S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,5 x 35mm

5119.1541S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 40mm

5119.1543S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,5 x 40mm

5119.1546S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 45mm

5119.1548S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,5 x 45mm

5119.1551S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 50mm

5119.1553S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,5 x 50mm

5119.1556S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 55mm

5119.1558S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,5 x 55mm

5119.1631S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 30mm

5119.1633S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 30mm

5119.1636S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 35mm

5119.1638S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 35mm

5119.1641S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 40mm

5119.1643S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 40mm

5119.1646S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 45mm

5119.1648S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 45mm

5119.1651S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 50mm

5119.1653S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 50mm

5119.1656S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 55mm

5119.1658S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 55mm

5119.1661S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 60mm

5119.1663S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 60mm

5119.1666S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 65mm

5119.1668S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 65mm

5119.1731S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 30mm

5119.1733S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 30mm

5119.1736S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 35mm

5119.1738S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 35mm

5119.1741S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 40mm

5119.1743S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 40mm

5119.1746S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 45mm

5119.1748S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 45mm

5119.1751S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 50mm

5119.1753S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 50mm

5119.1756S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 55mm

5119.1758S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 55mm

5119.1761S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 60mm

5119.1763S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 60mm

5119.1766S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 65mm

5119.1768S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 65mm

5119.1831S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 30mm

5119.1833S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 30mm

5119.1836S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 35mm

5119.1838S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 35mm

5119.1841S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 40mm

5119.1843S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 40mm

5119.1846S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 45mm

5119.1848S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 45mm

5119.1851S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 50mm  
5119.1853S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 50mm  
5119.1856S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 55mm  
5119.1858S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 55mm  
5119.1861S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 60mm  
5119.1863S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 60mm  
5119.1866S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 65mm  
5119.1868S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 65mm  
5119.2031S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 30mm  
5119.2033S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,0 x 30mm  
5119.2036S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 35mm  
5119.2041S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 40mm  
5119.2046S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 45mm  
5119.2051S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 50mm  
5119.2056S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 55mm

Cajas metálicas:

9067.0024 CREO Instrumentos de Desrotación CoCr Roscados 4.75  
9067.0401 CREO Caja Gráfica de Implantes Degen CoCr Roscados 4.75  
9067.0402 CREO Caja Gráfica de Implantes de Diámetro Externo Dual CoCr Roscados 4.75  
9067.0403 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad CoCr Roscados 4.75  
9067.0404 CREO Caja Gráfica de Tornillos Uniplanares CoCr Roscados 4.75  
9067.0407 CREO Caja Gráfica de Instrumentos Degen CoCr Roscados 4.75  
9067.0414 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos Degen CoCr Roscados 4.75  
9067.0420 CREO AMP Caja Gráfica de Implantes Degen CoCr Roscados 4.75  
9067.0423 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad CoCr Roscados 4.75  
9067.0427 CREO AMP QUAD Módulo de Cabeza de Tornillo Doble CoCr Roscado 4.75

9134.0710 CREO MIS Módulo de Barras 5,5mm CoCr  
9134.0910 CREO MIS Módulo de Barras 6,0mm CoCr  
9146.0001 CREO Caja Gráfica de Implantes Degen Roscados CoCr  
9146.0002 CREO Caja Gráfica de Implantes de Diámetro Externo Dual Roscados CoCr  
9146.0003 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad Roscados CoCr  
9146.0004 CREO Caja Gráfica de Tornillos Uniplanares Roscados CoCr  
9146.0008 CREO Caja Gráfica de Implantes Ilíacos Roscados CoCr  
9146.0009 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Reducción Roscados CoCr  
9146.0010 CREO AMP Caja Gráfica de Implantes Degen Roscados CoCr  
9146.0019 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Reducción Roscados CoCr  
9146.0027 CREO AMP QUAD Módulo de Cabeza de Tornillo Doble Roscado CoCr  
9146.0401 CREO Caja Gráfica de Implantes Degen Roscados CoCr 5,5  
9146.0402 CREO Caja Gráfica de Implantes de Diámetro Externo Dual CoCr 5,5  
9146.0403 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad CoCr 5,5  
9146.0404 CREO Caja Gráfica de Tornillos Uniplanares CoCr 5,5  
9146.0408 CREO Caja Gráfica de Implantes Ilíacos CoCr 5,5  
9146.0409 CREO Caja Gráfica de Tornillos de Diámetro Pequeño CoCr 5,5  
9146.0410 CREO AMP Módulo de Tulipa Poliaxial CoCr 5,5

Material de las barras y tornillos: CoCr, No estéril:

5067.1132 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1137 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1142 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1147 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1152 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1157 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1162 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1167 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1172 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1177 CREO Tornillo Poliaxial, 4.75 Roscado 10.5 x 75mm Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1182 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1187 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1192 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1222 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1227 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1232 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1237 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1242 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1247 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1252 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1257 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1322 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1327 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1332 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1337 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1342 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1347 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1352 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1422 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1427 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1432 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1437 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1442 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1447 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1452 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1457 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1527 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1532 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1537 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1542 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1547 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1552 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1557 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1562 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1627 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1632 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1637 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1642 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1647 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1652 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1657 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1662 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1667 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1727 CREO Tornillo Poliaxial 25mm 4.75 Roscado 7,5 x, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1732 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1737 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1742 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1747 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1752 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1757 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1762 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1767 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1772 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1777 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1782 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1787 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1792 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1827 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1832 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1837 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1842 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1847 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1852 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1857 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1862 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1867 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1872 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1877 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1882 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1887 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1892 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1932 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1937 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1942 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1947 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1952 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1957 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1962 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1967 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1972 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1977 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1982 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1987 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1992 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2116 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2117 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2118 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2132 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2137 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2142 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2147 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2152 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2157 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2162 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2167 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2172 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2177 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2182 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2187 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2192 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2197 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2216 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2232 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2237 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2242 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2247 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2252 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2257 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2262 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2267 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2272 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2277 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2282 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2287 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2292 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2297 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2532 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 5,5 - 4,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2537 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 5,5 - 4,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2542 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 5,5 - 4,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2547 CREO Tornillo DOD 4,75 Roscado 5,5 – 4,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2552 CREO Tornillo DOD 4,75 Roscado 5,5 – 4,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2557 CREO Tornillo DOD 4,75 Roscado 5,5 – 4,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2562 CREO Tornillo DOD 4,75 Roscado 5,5 – 4,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2632 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 – 5,0 x 30mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2637 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 – 5,0 x 35mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2642 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 40mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2647 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 45mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2652 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 50mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2657 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 55mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2662 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 60mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2667 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 65mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2716 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 100mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2732 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 30mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2737 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 35mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2742 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 40mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2747 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 45mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2752 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 50mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2757 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 55mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2762 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 60mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2767 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 65mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2772 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 70mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2777 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 75mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2782 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 80mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2787 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 85mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2792 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 90mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2797 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 95mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2816 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 100mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2832 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 30mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2837 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 35mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2842 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 40mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2847 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 45mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2852 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 50mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2857 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 55mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2862 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 60mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2867 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 65mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2872 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 70mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2877 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 75mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2882 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 80mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2887 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 85mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2892 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 90mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2897 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 95mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2916 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 100mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2917 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 110mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2918 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 120mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2932 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 30mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2937 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 35mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2942 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 40mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2947 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 45mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2952 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 50mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2957 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 55mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2962 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 60mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2967 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 65mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2972 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 70mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2977 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 75mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2982 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 80mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2987 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 85mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2992 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 90mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2997 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 95mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5327 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5332 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5337 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,75 4,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5342 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5347 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5352 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5357 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5427 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5432 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5437 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5442 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5447 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5452 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5527 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5532 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5537 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5542 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5547 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5552 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5557 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5627 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5632 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5637 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5642 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5647 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5652 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5657 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

7067.0110 CREO AMP Tulipa Poliaxial Roscada 4.75, CoCr

7067.0165 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Rosc. 4.75, Der., CoCr

7067.0166 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Rosc. 4.75, Izq., CoCr

7067.5030 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 30mm de Largo

7067.5035 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 35mm de Largo

7067.5040 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo

7067.5045 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo

7067.5050 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo

7067.5055 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

7067.5060 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo

7067.5065 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo

7067.5070 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo

7067.5075 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

7067.5080 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo

7067.5085 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo

7067.5090 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo

7067.5095 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo

7067.5100 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

7067.5125 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

7067.5150 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo

7067.6200 Barra Punta Hexagonal 4,75mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7067.6300 Barra Punta Hexagonal 4,75mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo

7067.6400 Barra Punta Hexagonal 4,75mm, Cromo Cobalto, 400mm de Largo

7067.6500 Barra Punta Hexagonal 4,75mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7067.6600 Barra Punta Hexagonal 4,75mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7067.7030 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 30mm de Largo

7067.7035 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 35mm de Largo

7067.7040 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo

7067.7045 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo

7067.7050 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo

7067.7055 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

7067.7060 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo

7067.7065 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo

7067.7070 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo

7067.7075 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

7067.7080 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo

7067.7085 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo

7067.7090 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo

7067.7095 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo

7067.7100 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

7067.7125 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

7067.7150 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo

7067.8200 Barra con Cabeza 4,75mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo CREO AMP

7067.8745 Barra Precontorneada 4,75mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo

7067.8935 Barra Cónica 3.5 (350mm) - 4,75 (250mm), Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7067.8955 Barra Cónica 4,75 (350mm) - 5,5 (250mm), Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7067.8960 Barra Cónica 4,75 (350mm) - 6.0 (250mm), Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7067.8963 Barra Cónica 4,75 (350mm) - 6.35 (250mm), Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7067.8965 Barra Cónica 4,75 (350mm) - 6.5 (250mm), Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7119.5020 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 20mm de Largo

7119.5025 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 25mm de Largo

7119.5030 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 30mm de Largo

7119.5035 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 35mm de Largo

7119.5040 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo

7119.5045 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo

7119.5050 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo

7119.5055 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

7119.5060 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo

7119.5065 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo

7119.5070 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo

7119.5075 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

7119.5080 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo

7119.5085 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo

7119.5090 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo

7119.5095 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo

7119.5100 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

7119.5125 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

7119.5150 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo

7119.5201 Barra Recta ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7119.5301 Barra Recta ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo

7119.5500 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7119.5501 Barra Recta ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7119.5601 Barra Recta ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7119.6200 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7119.6203 Barra con Punta Hexagonal Simple ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7119.6300 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo

7119.6303 Barra con Punta Hexagonal Simple ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo

7119.6400 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Cromo Cobalto, 400mm de Largo

7119.6500 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7119.6503 Barra con Punta Hexagonal Simple ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7119.6600 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7119.6603 Barra con Punta Hexagonal Simple ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7119.7020 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 20mm de Largo

7119.7025 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 25mm de Largo

7119.7030 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 30mm de Largo

7119.7035 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 35mm de Largo

7119.7040 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo

7119.7045 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo

7119.7050 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo

7119.7055 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

7119.7060 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo

7119.7065 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo

7119.7070 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo

7119.7075 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

7119.7080 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo

7119.7085 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo

7119.7090 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo

7119.7095 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo

7119.7100 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

7119.7125 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

7119.7150 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo

7119.7200 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7119.8741 Barra Precontorneada ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo

7119.8761 Barra Precontorneada ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7119.8935 Barra Cónica 3.5 (150mm) - 5,5 (650mm), Cromo Cobalto, 800mm de Largo

7120.1500 Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7120.2200 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7120.2300 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo

7120.2400 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Cromo Cobalto, 400mm de Largo

7120.2500 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7120.2600 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7120.2603 Barra con Punta Hexagonal Simple ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7120.3031 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 30mm de Largo

7120.3036 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 35mm de Largo

7120.3041 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo

7120.3046 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo

7120.3051 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo

7120.3056 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

7120.3061 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo

7120.3066 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo

7120.3071 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo

7120.3076 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

7120.3081 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo

7120.3086 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo

7120.3091 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo

7120.3096 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo

7120.3101 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

7120.3126 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

7120.3151 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo

7120.3730 Barra Precontorneada 6,0mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo

7120.3741 Barra Precontorneada ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo

7120.3745 Barra Precontorneada 6,0mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo

7120.3760 Barra Precontorneada 6,0mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7120.3761 Barra Precontorneada ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7134.5040 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo

7134.5045 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo

7134.5050 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo

7134.5055 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

7134.5060 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo

7134.5065 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo

7134.5070 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo

7134.5075 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

7134.5080 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo

7134.5085 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo

7134.5090 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo

7134.5095 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo

7134.5100 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

7134.5105 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 105mm de Largo

7134.5110 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 110mm de Largo

7134.5115 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 115mm de Largo

7134.5120 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 120mm de Largo

7134.5125 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

7134.5130 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 130mm de Largo

7134.5135 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 135mm de Largo

7134.5140 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 140mm de Largo

7134.5145 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 145mm de Largo

7134.5150 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo  
7134.5160 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 160mm de Largo  
7134.5170 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 170mm de Largo  
7134.5180 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 180mm de Largo  
7134.5190 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 190mm de Largo  
7134.5200 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo  
7134.5210 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 210mm de Largo  
7134.5220 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 220mm de Largo  
7134.5230 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 230mm de Largo  
7134.5240 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 240mm de Largo  
7134.5250 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 250mm de Largo  
7134.5260 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 260mm de Largo  
7134.5270 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 270mm de Largo  
7134.5280 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 280mm de Largo  
7134.5290 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 290mm de Largo  
7134.5300 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo  
7134.5350 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 350mm de Largo  
7134.5400 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 400mm de Largo  
7134.5450 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo  
7134.5500 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo  
7134.5550 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 550mm de Largo  
7134.5600 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo  
7134.5650 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 650mm de Largo  
7134.5700 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 700mm de Largo  
7134.6040 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo  
7134.6045 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo

7134.6050 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo  
7134.6055 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo  
7134.6060 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo  
7134.6065 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo  
7134.6070 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo  
7134.6075 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo  
7134.6080 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo  
7134.6085 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo  
7134.6090 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo  
7134.6095 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo  
7134.6100 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo  
7134.6105 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 105mm de Largo  
7134.6110 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 110mm de Largo  
7134.6115 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 115mm de Largo  
7134.6120 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 120mm de Largo  
7134.6125 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo  
7134.6130 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 130mm de Largo  
7134.6135 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 135mm de Largo  
7134.6140 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 140mm de Largo  
7134.6145 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 145mm de Largo  
7134.6150 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo  
7134.6160 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 160mm de Largo  
7134.6170 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 170mm de Largo  
7134.6180 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 180mm de Largo  
7134.6190 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 190mm de Largo  
7134.6200 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7134.6210 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 210mm de Largo  
7134.6220 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 220mm de Largo  
7134.6230 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 230mm de Largo  
7134.6240 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 240mm de Largo  
7134.6250 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 250mm de Largo  
7134.6260 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 260mm de Largo  
7134.6270 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 270mm de Largo  
7134.6280 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 280mm de Largo  
7134.6290 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 290mm de Largo  
7134.6300 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo  
7134.6350 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 350mm de Largo  
7134.6400 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 400mm de Largo  
7134.6450 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo  
7134.6500 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo  
7134.6550 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 550mm de Largo  
7134.6600 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo  
7134.6650 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 650mm de Largo  
7134.6700 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 700mm de Largo  
7134.7040 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo  
7134.7045 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo  
7134.7050 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo  
7134.7055 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo  
7134.7060 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo  
7134.7065 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo  
7134.7070 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo  
7134.7075 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

7134.7080 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo  
7134.7085 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo  
7134.7090 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo  
7134.7095 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo  
7134.7100 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo  
7134.7105 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 105mm de Largo  
7134.7110 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 110mm de Largo  
7134.7115 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 115mm de Largo  
7134.7120 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 120mm de Largo  
7134.7125 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo  
7134.7130 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 130mm de Largo  
7134.7135 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 135mm de Largo  
7134.7140 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 140mm de Largo  
7134.7145 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 145mm de Largo  
7134.7150 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo  
7134.8040 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo  
7134.8045 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo  
7134.8050 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo  
7134.8055 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo  
7134.8060 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo  
7134.8065 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo  
7134.8070 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo  
7134.8075 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo  
7134.8080 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo  
7134.8085 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo  
7134.8090 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo

7134.8095 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo  
7134.8100 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo  
7134.8105 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 105mm de Largo  
7134.8110 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 110mm de Largo  
7134.8115 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 115mm de Largo  
7134.8120 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 120mm de Largo  
7134.8125 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo  
7134.8130 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 130mm de Largo  
7134.8135 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 135mm de Largo  
7134.8140 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 140mm de Largo  
7134.8145 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 145mm de Largo  
7134.8150 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo  
7146.0100 CREO AMP Tulipa Poliaxial 5,5, CoCr  
7146.0110 CREO AMP Tulipa Poliaxial Roscada, CoCr  
7146.0165 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Rosc., Der., CoCr  
7146.0166 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Rosc., Izq., CoCr  
7175.2551 Barra en Z, CoCr, Barra 5,5, 12mm Offset, 100mm-200mm  
7175.2601 Barra en Z, CoCr, Barra 6,0, 12mm Offset, 100mm-200mm  
7175.2631 Barra en Z, CoCr, Barra 6.35, 12mm Offset, 100mm-200mm  
Material de las barras y tornillos: CoCr-Titanio, No estéril:  
5146.1110 CREO Tornillo Poliaxial, 5,5, 10,5 x 100mm Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.1111 CREO Tornillo Poliaxial, 5,5, 10,5 x 110mm Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.1112 CREO Tornillo Poliaxial, 5,5, 10,5 x 120mm Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.1116 CREO Tornillo Poliaxial Roscado, 10,5 x 100mm Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.1117 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.1118 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1130 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1132 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1135 CREO Tornillo Poliaxial 5,5 10,5 x 35mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1137 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 35mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1140 CREO Tornillo Poliaxial 5,5 10,5 x 40mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1142 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1145 CREO Tornillo Poliaxial 5,5 10,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1147 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1150 CREO, Tornillo Poliaxial 5,5 10,5 x 50mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1152 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1155 CREO Tornillo Poliaxial 5,5 10,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1157 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1160 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1162 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1165 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1167 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1170 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1172 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1175 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1177 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1180 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1182 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1185 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1187 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1190 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1192 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1195 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1197 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1220 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1222 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1225 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1227 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1230 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1232 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1235 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1237 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1240 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1242 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1245 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1247 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1250 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1255 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1320 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1322 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1325 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1327 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1330 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1332 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1335 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1337 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1340 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1342 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1345 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1347 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1350 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1352 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1355 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1420 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1422 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1425 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1427 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1430 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1432 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1435 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1437 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1440 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1442 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1445 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1447 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1450 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1452 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1455 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1457 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1460 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1525 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1527 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1530 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1532 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1535 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1537 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1540 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1542 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1545 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1547 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1550 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1552 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1555 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1557 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1560 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1562 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1625 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1627 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1630 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1632 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1635 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1637 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1640 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1642 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1645 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1647 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1650 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1652 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1655 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1657 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1660 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1662 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1665 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1667 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1710 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1711 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1712 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1716 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1717 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1718 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1725 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1727 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1730 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1732 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1735 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1737 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1740 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1742 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1745 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1747 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1750 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1752 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1755 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1757 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1760 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1762 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1765 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1767 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1770 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1772 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1775 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1777 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1780 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1782 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1785 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1787 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1790 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1792 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1795 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1797 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1810 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1811 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1812 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1816 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1817 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1818 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1825 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1827 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1830 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1832 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1835 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1837 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1840 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1842 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1845 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1847 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1850 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1852 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1855 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1857 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1860 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1862 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1865 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1867 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1870 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1872 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1875 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1877 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1880 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1882 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1885 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1887 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1890 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1892 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1895 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1897 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1910 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1911 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1912 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1916 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1917 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1918 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1930 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1932 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1935 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1937 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1940 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1942 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1945 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1947 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1950 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1952 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1955 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1957 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1960 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1962 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1965 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1967 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1970 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1972 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1975 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1977 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1980 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1982 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1985 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1987 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1990 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1992 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1995 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1997 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2025 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2027 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2030 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2032 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2035 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2037 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2040 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2042 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2045 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2047 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2050 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2055 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2057 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2060 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2062 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2065 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2067 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2110 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2111 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2112 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2116 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2117 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2118 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2130 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2132 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2135 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2137 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2140 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2142 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2145 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2147 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2150 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2152 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2155 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2157 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2160 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2162 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2165 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2167 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2170 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2172 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2175 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2177 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2180 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2182 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2185 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2187 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2190 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2192 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2195 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2197 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2210 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2211 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2212 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2216 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2217 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2218 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2230 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2232 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2235 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2237 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2240 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2242 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2245 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2247 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2250 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2252 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2255 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2257 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2260 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2262 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2265 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2267 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2270 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2272 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2275 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2277 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2280 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2282 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2285 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2287 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2290 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2292 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2295 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2297 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2530 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2532 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2535 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2537 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2540 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2542 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2545 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2547 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2550 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2552 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2555 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2557 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2560 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2562 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2630 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2632 CREO Tornillo DOD Roscado 6.5 - 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2635 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2637 CREO Tornillo DOD Roscado 6.5 - 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2640 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2642 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2645 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2647 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2650 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2652 CREO Tornillo DOD Roscado 6.5 - 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2655 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2657 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2660 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2662 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2665 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2667 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2670 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2672 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2675 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2677 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2680 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2682 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2685 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2687 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2690 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2692 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2710 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2716 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2730 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2732 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2735 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2737 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2740 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2742 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2745 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2747 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2750 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2752 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2755 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2757 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2760 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2762 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2765 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2767 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2770 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2772 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2775 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2777 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2780 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2782 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2785 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2787 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2790 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2792 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2810 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2811 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2812 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2816 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2817 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2818 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2830 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2832 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2835 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2837 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2840 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2842 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2845 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2847 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2850 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2852 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2855 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2857 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2860 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2862 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2865 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2867 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2870 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2872 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2875 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2877 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2880 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2882 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2885 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2887 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2890 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2892 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2895 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2897 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2910 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2911 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2912 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2916 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2917 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2918 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2930 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2932 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2935 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2937 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2940 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2942 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2945 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2947 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2950 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2952 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2955 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2957 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2960 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2962 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2965 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2967 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2970 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2972 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2975 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2977 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2980 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2982 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2985 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2987 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2990 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2992 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2995 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2997 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5027 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5032 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5037 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5042 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5047 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5052 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5057 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5325 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5327 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5330 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5332 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5335 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5337 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5340 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5342 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5345 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5347 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5350 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5352 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5355 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5357 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5425 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5427 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5430 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5432 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5435 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5437 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5440 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5442 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5445 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5447 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5450 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5452 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5455 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5525 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5527 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5530 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5532 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5535 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5537 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5540 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5542 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5545 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5547 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5550 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5552 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5555 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5557 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5625 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5627 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5630 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5632 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5635 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5637 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5640 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5642 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5645 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5647 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5650 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5652 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5655 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5657 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6110 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6111 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6112 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6125 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6130 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6135 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6140 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6145 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6150 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6155 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6160 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6165 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6170 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6175 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6180 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6185 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6190 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6195 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6220 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6225 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6230 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6235 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6240 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6245 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6325 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6330 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6335 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6340 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6345 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6425 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6430 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6435 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6440 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6445 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6450 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6455 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6525 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6530 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6535 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6540 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6545 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6550 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6555 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6625 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6630 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6635 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6640 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6645 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6650 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6655 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6660 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6665 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6725 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6730 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6735 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6740 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6745 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6750 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6755 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6760 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6765 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6770 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6775 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6780 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6785 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6790 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6825 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6830 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6835 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6840 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6845 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6850 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6855 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6860 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6865 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6870 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6875 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6880 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6885 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6890 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6910 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6911 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6912 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6925 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6930 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6935 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6940 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6945 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6950 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6955 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6960 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6965 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6970 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6975 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6980 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6985 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6990 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6995 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7325 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7330 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7335 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7340 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7345 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7350 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7355 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7425 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7430 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7435 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7440 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7445 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7450 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7455 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7525 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7530 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7535 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7540 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7545 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7550 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7555 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7625 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7630 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7635 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7640 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7645 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7650 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7655 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No aplica

Forma de presentación: Envase individual

Implantes envasados

Instrumental

Método de esterilización: Radiación gamma

Nombre del fabricante:

GLOBUS MEDICAL, INC

Lugar de elaboración:

2560 General Armistead Ave, Valley Forge Business Center, Audubon, PA 19403 USA.

Expediente N° 1-0047-3110-004938-20-1

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2021.03.16 22:54:00 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.03.16 22:54:03 -03:00

**PROYECTO DE ROTULO**  
**Anexo III.B – Disposición ANMAT N° 2318/02 (t.o. 2004)**  
**Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado**

**Fabricante: GLOBUS MEDICAL, INC** Valley Forge Business Center, 2560 General Armistead Ave, Audubon, PA 19403 USA

**Importador: Bio Lap S.A.** Avenida Córdoba 1547 piso 1ro, CABA, Argentina

**Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado**

**GLOBUS MEDICAL**

**REF.** XX.XX.XX.XXXXX

**LOT** XXXXXXXX

**Modelo:** según corresponda

**Cantidad:** 1

**Producto estéril. Esterilizados por radiación gamma.**

**No utilizar si el envase está dañado**

**Producto de un solo uso**

**Fecha de Vencimiento:** aa/mm/dd

**Lea las Instrucciones de Uso**

**Director Técnico: Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497**

**Autorizado por la ANMAT PM 1882-69**

**Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias**

**Nota:** el presente modelo de rotulo es válido para todos los modelos que integran la familia y que se comercializan estériles

**Fabricante: GLOBUS MEDICAL, INC** Valley Forge Business Center, 2560 General Armistead Ave, Audubon, PA 19403 USA

**Importador: Bio Lap S.A.** Avenida Córdoba 1547 piso 1ro, CABA, Argentina

**Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado**

**GLOBUS MEDICAL**

**REF.** XX.XX.XX.XXXXX

**LOT** XXXXXXXX

**Modelo:** según corresponda

**Cantidad:** 1

**Producto NO estéril.**

**Producto de un solo uso**

**Fecha de Fabricación:** aa/mm/dd

**Lea las Instrucciones de Uso**

**No utilizar si el envase está dañado.**

**Director Técnico: Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497**

**Autorizado por la ANMAT PM 1882-69**

**Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias**

**Nota:** el presente modelo de rotulo es válido para todos los modelos que integran la familia y que se comercializan NO estériles

  
**DANIELA VARELA**  
PRESIDENTE  
BIOLAP S.A.

  
Farm. Gerardo A. Foenquinos  
Mat. N° 14.497  
Director Técnico  
BIOLAP S.A.

**PROYECTO DE ROTULO**  
**Anexo III.B – Disposición ANMAT N° 2318/02 (t.o. 2004)**  
**Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado**

**Fabricante:** GLOBUS MEDICAL, INC Valley Forge Business Center, 2560 General Armistead Ave, Audubon, PA 19403 USA  
**Importador:** Bio Lap S.A. Avenida Córdoba 1547 piso 1ro, CABA, Argentina

**Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado**

**GLOBUS MEDICAL**

**REF.** XX.XX.XX.XXXXX

**LOT** XXXXXXXX

**Modelo:** según corresponda

**Cantidad:** 1

**Producto NO estéril.**

**Fecha de Fabricación:** aa/mm/dd

**Lea las Instrucciones de Uso**

**No utilizar si el envase está dañado.**

**Director Técnico:** Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497

**Autorizado por la ANMAT PM 1882-69**

**Condición de uso:** Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

**Nota:** el presente modelo de rotulo es válido para el instrumental que integra la familia y que se comercializa no estéril.

**Fabricante:** GLOBUS MEDICAL, INC Valley Forge Business Center, 2560 General Armistead Ave, Audubon, PA 19403 USA  
**Importador:** Bio Lap S.A. Avenida Córdoba 1547 piso 1ro, CABA, Argentina

**Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado**

**GLOBUS MEDICAL**

**REF.** XX.XX.XX.XXXXX

**LOT** XXXXXXXX

**Modelo:** según corresponda

**Cantidad:** 1

**Producto estéril. Esterilizados por radiación gamma.**

**No utilizar si el envase está dañado**

**Producto de un solo uso**

**Fecha de Vencimiento:** aa/mm/dd

**Lea las Instrucciones de Uso**

**Director Técnico:** Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497

**Autorizado por la ANMAT PM 1882-69**

**Condición de uso:** Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

**Nota:** el presente modelo de rotulo es válido para el instrumental que integra la familia y que se comercializa estéril.

  
**DANIELA VARELA**  
**PRESIDENTE**  
**BIOLAP S.A.**

  
**Farm. Gerardo A. Foenquinos**  
**Mat. N° 14.497**  
**Director Técnico**  
**BIOLAP S.A.**

**INSTRUCCIONES DE USO**  
**Anexo III.B – Disposición ANMAT Nº 2318/02 (t.o. 2004)**  
**Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado**

**Fabricante: GLOBUS MEDICAL, INC** Valley Forge Business Center, 2560 General Armistead Ave, Audubon, PA 19403 USA  
**Importador: Bio Lap S.A.** Avenida Córdoba 1547 piso 1ro, CABA, Argentina

**Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado**

**GLOBUS MEDICAL**

**REF.** XX.XX.XX.XXXXX

**Modelo:** según corresponda

**Cantidad:** 1

**Producto estéril. Esterilizados por radiación gama.**

**No utilizar si el envase está dañado**

**Producto de un solo uso**

**Lea las Instrucciones de Uso**

**Director Técnico: Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497**

**Autorizado por la ANMAT PM 1882-69**

**Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias**

**Fabricante: GLOBUS MEDICAL, INC** Valley Forge Business Center, 2560 General Armistead Ave, Audubon, PA 19403 USA  
**Importador: Bio Lap S.A.** Avenida Córdoba 1547 piso 1ro, CABA, Argentina

**Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado**

**GLOBUS MEDICAL**

**REF.** XX.XX.XX.XXXXX

**Modelo:** según corresponda

**Cantidad:** 1

**Producto NO estéril.**

**Producto de un solo uso**

**Lea las Instrucciones de Uso**

**No utilizar si el envase está dañado.**

**Director Técnico: Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497**

**Autorizado por la ANMAT PM 1882-69**

**Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias**

**Fabricante: GLOBUS MEDICAL, INC** Valley Forge Business Center, 2560 General Armistead Ave, Audubon, PA 19403 USA  
**Importador: Bio Lap S.A.** Avenida Córdoba 1547 piso 1ro, CABA, Argentina

**Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado**

**GLOBUS MEDICAL**

**REF.** XX.XX.XX.XXXXX

**Modelo:** según corresponda

**Cantidad:** 1

**Producto NO estéril.**


**Lea las Instrucciones de Uso**


**No utilizar si el envase está dañado.**

**Director Técnico: Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497**

**Autorizado por la ANMAT PM 1882-69**

**Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias**

  
**DANIELA VARELA**  
PRESIDENTE  
BIOLAP S.A.

  
Farm. Gerardo A. Foenquinos  
Mat. Nº 14.497  
Director Técnico  
BIOLAP S.A.

**Fabricante: GLOBUS MEDICAL, INC** Valley Forge Business Center, 2560 General Armistead Ave, Audubon, PA 19403 USA

**Importador: Bio Lap S.A.** Avenida Córdoba 1547 piso 1ro, CABA, Argentina

**Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado**

**GLOBUS MEDICAL**

**REF.** XX.XX.XX.XXXXX

**Modelo:** según corresponda

**Cantidad:** 1

**Producto estéril. Esterilizados por radiación gama.**

**No utilizar si el envase está dañado**

**Producto de un solo uso**


**Lea las Instrucciones de Uso**

**Director Técnico: Farm. Gerardo Ariel Foenquinos MN 14.497**

**Autorizado por la ANMAT PM 1882-69**

**Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias**

  
Farm. Gerardo A. Foenquinos  
Mat. N° 14.497  
Director Técnico  
BIOLAP S.A.

  
DANIELA VAFELA  
PRESIDENTE  
BIOLAP S.A.

**Descripción**

El sistema de estabilización CREO® consta de barras, ganchos, tornillos monoaxiales, tornillos uniplanares, tornillos poliaxiales, tornillos reductores, tornillos perforados, tapones de cierre, conectores en T, conectores de cabeza con desvío, conectores transilíacos, grapas y anclajes, e incluye los instrumentos quirúrgicos manuales correspondientes. Los implantes están disponibles en diversos tamaños que se adaptan a las distintas zonas anatómicas de cada paciente. Los implantes CREO® se adaptan a barras de 4,75 mm, 5,5 mm y 6,35 mm de diámetro. Además, los tornillos roscados y los tapones de cierre CREO® 5.5 se adaptan a barras de 6 mm de diámetro. Los componentes del implante pueden bloquearse con rigidez en diversas configuraciones adaptadas a las necesidades de cada paciente e intervención. Los tornillos poliaxiales, ganchos y conectores en T están previstos para un uso exclusivo en posición posterior. Las grapas están destinadas al uso exclusivo en posición anterior. Las barras y los tornillos monoaxiales se pueden utilizar en las posiciones anterior y posterior. Las tapas de cierre se utilizan para conectar los tornillos o ganchos a la varilla y a los conectores transilíacos.

La aplicación más corriente de este sistema de tornillos, ganchos y barras en la columna dorsolumbar y sacra posterior consiste en dos barras situadas y fijadas a los lados de la apófisis espinosa mediante tornillos pediculares y/o ganchos en apófisis transversa, laminar o pedicular.

La aplicación más corriente de este sistema de tornillos, ganchos y barras en la columna dorsolumbar anterior consiste en una barra situada y fijada en los cuerpos vertebrales con tornillos monoaxiales mediante una grapa del tamaño adecuado.

Los tornillos y ganchos se fijan a las barras mediante tapas de cierre con rosca interna. La cantidad de tornillos y su tamaño dependen de la longitud y ubicación de la barra. Los tornillos se insertan en un pedículo de la región dorsolumbar o sacra de la columna vertebral.

Los tornillos pueden utilizarse con grapas o anclajes. El tipo y número de ganchos también depende del lugar de la columna que necesite corrección o estabilización. Los ganchos se acoplan a las láminas, pedículos o apófisis transversa de la columna posterior.

Los conectores en T son componentes modulares destinados a conectar las dos barras y a actuar como elemento transversal estructural. Los tornillos del juego de abrazaderas de las barras fijan a estas los conectores en T. Los demás tornillos acoplan los elementos transversales ajustables a la longitud necesaria. Pueden utilizarse más conectores para conectar dos barras y ajustarse con los tornillos provistos. Los conectores también se pueden utilizar para crear estructuras de varillas en crecimiento en pacientes pediátricos, y permitir el crecimiento hasta la madurez ósea.

Los implantes CREO® están compuestos de aleación de titanio, aleación de cobalto-cromo-molibdeno, según las especificaciones de ASTM F136, F1295, F1472, F1537 y F138. Las barras también están disponibles en titanio puro comercial, según las especificaciones de ASTM F67. Los anclajes están compuestos de polímero PEEK (poliéter éter cetona) radiotransparente, según las especificaciones de ASTM F2026, con marcadores de aleación de titanio o de tantalio, según las especificaciones de ASTM F136, F1472, F1295 o F560. Los tornillos también están disponibles con revestimiento de hidroxiapatita (HA) según ASTM F1185. Los implantes de acero inoxidable no deben conectarse a otros de titanio, de aleación de titanio o de aleación de cobalto-cromo-molibdeno, pues existe riesgo de corrosión galvánica tras la implantación.

## Indicaciones

Los implantes del sistema de estabilización CREO® son dispositivos de fijación espinal no cervical pensados para la fijación de tornillos pediculares con abordaje posterior (T1-S2/ilion), fijación de ganchos posterior (T1-L5), o bien fijación lateral-anterior (T8-L5). La fijación de tornillos pediculares está indicada en pacientes de esqueleto maduro (incluidos los de estatura baja) y en pacientes pediátricos (solo CREO® 4.75). Estos dispositivos se han creado como complemento para la fusión en las siguientes indicaciones: discopatía degenerativa (definida como dolor de espalda discógeno o degeneración discal confirmada mediante historial y estudios radiográficos)), espondilolistesis (incluida la espondilolistesis grave [grados 3 y 4] de las vértebras L5-S1), traumatismo (es decir, fractura o dislocación), deformidades o curvaturas (escoliosis, cifosis y/o lordosis, enfermedad de Scheuermann), tumor, estenosis y fusión previa fallida (seudoartrosis). Cuando se utiliza como complemento de la fusión, el sistema de estabilización CREO® está pensado para su uso con autoinjerto y/o aloinjerto.

Además, el sistema de estabilización CREO® está pensado para el tratamiento de espondilolistesis grave (grados 3 y 4) de las vértebras L5-S1 en pacientes de esqueleto

Farm. Gerardo A. Foenquinos  
Mat. N° 14.497  
Director Técnico  
BIOLAP S.A.

DANIEL A. VARELA  
PRESIDENTE  
BIOLAP S.A.

maduro que reciban fusión por injerto de hueso autógeno, con implantes fijados a la región lumbar-sacro o ilion con extracción de implantes tras la consecución de una fusión sólida. Los niveles de fijación de tornillos pediculares en este tipo de pacientes son L3-sacro/ilion. Los tornillos CREO® incluyen perforaciones en el extremo distal para la inyección de cemento óseo, tinte radiopaco o solución salina. Dichas perforaciones también pueden causar un crecimiento óseo en el tornillo. La inyección de cemento óseo mejora la fijación del tornillo en huesos débiles o afectados de osteoporosis. Los tintes radiopacos y las soluciones salinas pueden emplearse como ayuda en la colocación del tornillo, para no dañar la pared pedicular.

Cuando se utilizan para la fijación posterior de tornillos pediculares no cervicales en pacientes pediátricos, los implantes del sistema de estabilización CREO® 4.75 están indicados como complemento de la fusión para el tratamiento de escoliosis idiopática en adolescentes. El sistema de estabilización CREO® 4.75 está pensado para su empleo con autoinjertos y/o aloinjertos. La fijación de tornillos pediculares pediátrica está restringida a patologías posteriores.

Para obtener niveles de fijación adicionales en pacientes de esqueleto maduro, las barras del sistema de estabilización CREO® pueden conectarse al sistema de estabilización REVERE® (barra de 5,5mm o de 6,35mm), al sistema de estabilización REVERE® 4.5 (barra de 4,5mm) o al sistema espinal occipito-cervico-dorsal ELLIPSE® (barra de 3,5mm) mediante los conectores correspondientes. Para obtener niveles de fijación adicionales en pacientes pediátricos, las barras del sistema de estabilización CREO® pueden conectarse al sistema de estabilización REVERE® 4.5 mediante los conectores correspondientes. Consulte en el embalaje del sistema REVERE®, REVERE® 4.5 o ELLIPSE® las instrucciones e indicaciones de uso.


## Advertencias

La seguridad y la eficiencia de los sistemas de tornillo pedicular para la columna vertebral se han establecido únicamente para afecciones con inestabilidad mecánica manifiesta o deformidad que requiera una fusión mediante instrumentación. Estas afecciones son: inestabilidad mecánica manifiesta o deformidad de la región dorsal, lumbar o sacra de la columna derivadas de discopatía degenerativa, espondilolistesis degenerativa con indicios objetivos de afectación neurológica, fractura, dislocación, escoliosis, cifosis, tumor vertebral y fusión previa fallida (pseudoartrosis). Se desconoce la seguridad y eficiencia de estos dispositivos en cualquier otra condición.

Uno de los posibles riesgos identificados con este sistema es el fallecimiento. Otros riesgos que pueden requerir cirugía adicional incluyen:

- Fractura de componentes del dispositivo,

  
Farm. Gerardo A. Fodnquinuz  
Mat. N° 14.497  
Director Técnico  
BIOLAP S.A.

  
DANIELA VARELA  
PRESIDENTE  
BIOLAP S.A.

- Pérdida de fijación,
- Falta de unión,
- Fractura vertebral,
- Cambios de la curvatura de la columna,
- Lesión neurológica,
- Lesión vascular o visceral.

  
**DANIEL VARELA**  
**PRESIDENTE**  
**BIOLAP S.A.**

  
**Farm. Gerardo A. Foenquinos**  
**Mat. N° 14.497**  
**Director Técnico**  
**BIOLAP S.A.**

Entre los posibles riesgos del empleo de cemento óseo se incluyen:

- Hipersensibilidad en pacientes propensos, con reacción anafiláctica
- Daños tisulares, problemas nerviosos o circulatorios causados por fuga de cemento
- Micromovimiento del cemento contra la superficie del hueso causado por una fijación inadecuada
- Embolia grasa

Las fugas de cemento pueden provocar daños tisulares, problemas nerviosos o circulatorios y otras reacciones adversas. Estos riesgos pueden aumentar según el número de niveles vertebrales en los que se aplique el cemento óseo y la cantidad de cemento empleada.

Entre las reacciones adversas (algunas de ellas, mortales) asociadas al empleo de cementos óseos acrílicos en la columna vertebral se incluyen infarto de miocardio, paro cardíaco, accidente cerebrovascular, embolia pulmonar y embolia cardíaca. Aunque la mayor parte de estos sucesos se manifiestan en etapas tempranas del posoperatorio, se han documentado informes de diagnóstico más de un año después de la intervención.

Otras reacciones adversas documentadas que se han asociado al empleo de cementos óseos acrílicos en aplicaciones vertebrales incluyen la fuga del cemento más allá del sitio de aplicación previsto y su penetración en el sistema vascular, con resultado de embolia pulmonar o cardíaca entre otras secuelas clínicas.

No se dispone de datos clínicos relativos al empleo de cemento óseo en pacientes embarazadas o lactantes.

Se recomienda seguir al pie de la letra la guía de técnicas quirúrgicas.

Los componentes de este sistema no se deben utilizar con ningún componente de otro fabricante.

Los componentes de este sistema están fabricados con aleación de titanio, titanio puro, y aleación de cobalto-cromo-molibdeno. Por motivos funcionales, mecánicos y metalúrgicos, no se recomienda mezclar componentes implantables de acero inoxidable con otros de distintos materiales.


### **Otras advertencias sobre pacientes pediátricos**

El uso de la fijación de tornillos pediculares en pacientes pediátricos puede presentar riesgos adicionales cuando los pacientes tienen baja estatura o inmadurez ósea. Los pacientes pediátricos pueden tener estructuras vertebrales más pequeñas (diámetro o longitud de pedículos) que impidan utilizar los tornillos pediculares o aumenten el riesgo de una colocación incorrecta de los mismos y de lesiones neurológicas o vasculares. Los pacientes con inmadurez ósea que sean sometidos a intervenciones de fusión vertebral pueden tener un crecimiento espinal longitudinal reducido o correr el riesgo de deformidades de rotación espinal (“fenómeno de cigüeñal”) debido al crecimiento diferencial continuado de la columna anterior.

Los pacientes pediátricos corren un riesgo mayor de lesiones relacionadas con el dispositivo debido a su menor estatura.



**DANIELA VARELA**  
PRESIDENTE  
BIOLAP S.A.



Farm. Gerardo A. Foenquinos  
Mat. N° 14.497  
Director Técnico  
BIOLAP S.A.

### **Precauciones**

La implantación de sistemas de tornillo, gancho y barra debe dejarse exclusivamente en manos de cirujanos de columna expertos, ya que se trata de un procedimiento de gran complejidad técnica que presenta riesgo de lesiones graves al paciente. Es preciso tener en cuenta la planificación previa a la intervención y la anatomía del paciente en el momento de seleccionar el diámetro y la longitud de los tornillos, así como el tamaño de los ganchos.

El sistema de estabilización CREO® incluye los implantes 4.75, pensados para el uso con barras de 4,75 mm; los implantes 5.5, previstos para barras de 5,5 mm; y los implantes 6.35, pensados para barras de 6,35 mm. Los tornillos roscados y los tapones de cierre CREO® 5.5 también son aptos para el uso con barras de 6,0 mm.

Los implantes quirúrgicos son de UN SOLO USO y nunca se deben reutilizar. Un implante explantado nunca se debe volver a implantar. Aunque parezca que el dispositivo no está dañado, puede tener pequeños defectos y patrones de esfuerzo internos que podrían causar su rotura.

Según los resultados de las pruebas de esfuerzo, cuando se utilice el sistema de estabilización CREO® el cirujano debe tener presentes el nivel de implantación, el peso y el grado de actividad del paciente, así como otras condiciones que puedan afectar al rendimiento del sistema.

### **Otras precauciones en pacientes pediátricos**

El cirujano que realice los implantes debe considerar con detenimiento la idoneidad del tamaño y tipo de implantes para la edad, altura, peso y madurez ósea del paciente pediátrico. Debido al potencial de crecimiento posterior a la cirugía del implante, la probabilidad de una cirugía de retirada o revisión subsiguiente es mayor que en los pacientes adultos.



**DANIELA VARELA**  
PRESIDENTE  
BIOLAP S.A.



Farn. Gerardo A. Foenquinos  
Mat. N° 14.497  
Director Técnico  
BIOLAP S.A.

## **Contraindicaciones**

Algunas enfermedades degenerativas o condiciones fisiológicas subyacentes, como la diabetes o la artritis reumatoide, pueden alterar el proceso de curación, lo que incrementa el riesgo de rotura del implante.

La discapacidad mental o física que comprometa o anule la capacidad del paciente de observar las limitaciones o precauciones necesarias puede conducirle a una situación de riesgo durante la rehabilitación posoperatoria.

Factores como el peso del paciente, su grado de actividad y el respeto a las instrucciones sobre realización de esfuerzos y carga de pesos pueden afectar a las fuerzas a las que se ve sometido el implante.

- Osteoporosis si se utiliza sin refuerzo de cemento
- Infección activa, local o diseminada
- Trastorno degenerativo o condición fisiológica subyacente que pueda alterar el proceso curativo
- Factores como el peso y nivel de actividad del paciente que puedan afectar al esfuerzo que deba soportar el implante
- Contraindicaciones con uso de cemento óseo
- Mala visibilidad en fluoroscopia
- Pacientes trombofílicos
- Pacientes con insuficiencia cardíaca o pulmonar grave
- Pacientes con sensibilidad conocida a cualquiera de los componentes del cemento óseo

Nota: En casos de osteoporosis grave y fijación con refuerzo de cemento, debe estudiarse la posibilidad de practicar una vertebroplastia profiláctica de la vértebra adyacente.

## **Envases y embalajes**

Estos implantes e instrumentos pueden suministrarse envasados y esterilizados con radiación gamma. El envase de los instrumentos estériles debe examinarse con atención para verificar su integridad. Antes de utilizar este producto, debe comprobarse que el envase está bien cerrado y que todos los componentes se encuentran en perfecto estado. Los productos y embalajes dañados no deben utilizarse; devuélvalos a Globus Medical. Durante la cirugía, tras seleccionar el tamaño idóneo, extraiga los productos del envase con una técnica aséptica.

Los juegos de instrumentos se suministran no estériles y deben esterilizarse con vapor antes de su uso, como se describe en la sección ESTERILIZACIÓN, a continuación. Después del uso o de su exposición a la suciedad, los instrumentos deben limpiarse según se describe en la sección LIMPIEZA, a continuación.



DANIEL A. VARELA  
PRESIDENTE  
BIOLAP S.A.



Farm. Gerardo A. Foénquino:  
Mat. N° 14.497  
Director Técnico  
BIOLAP S.A.

## Manejo

Todos los instrumentos e implantes deben tratarse con cuidado. Su uso o manejo inadecuado puede causar daños y provocar un funcionamiento inadecuado. Es necesario comprobar el funcionamiento de los productos antes de proceder a la cirugía. Todos los productos deben examinarse detenidamente antes de utilizarlos para asegurarse de que no muestran ningún tipo de deterioro, ya sea corrosión, decoloración, picaduras, precintos fracturados, etc. Los instrumentos dañados o con mal funcionamiento no deben utilizarse y se devolverán a Globus Medical.

## Limpieza

Todos los instrumentos compuestos por piezas desmontables deben desmontarse antes de su limpieza. Se deben desmontar todas las asas y volver a montarse una vez finalizada la esterilización. Se recomienda limpiar los instrumentos con un limpiador neutro antes de esterilizarlos e introducirlos en un campo quirúrgico estéril o (si fuera necesario) devolver el producto a Globus Medical.

La limpieza y desinfección de los instrumentos se puede realizar a temperaturas más altas con disolventes sin aldehídos. El proceso de limpieza y descontaminación deberá incluir el uso de limpiadores neutros seguido de un enjuague con agua desionizada. Nota: algunas soluciones de limpieza, como las que contienen formalina, glutaraldehído, lejía u otros limpiadores alcalinos, pueden causar daños en algunos dispositivos, especialmente en los instrumentos, por lo que no deberían utilizarse.

Se recomienda seguir los métodos de limpieza que se indican a continuación para limpiar los instrumentos después de utilizarlos o exponerlos a la suciedad y antes de su esterilización:

1. Inmediatamente después de utilizarlos, asegúrese de limpiar los instrumentos con un paño para eliminar toda la suciedad visible, así como de sumergirlos o cubrirlos con una toalla húmeda para evitar que se sequen.
2. Desmonte todos los instrumentos que puedan desmontarse.
3. Enjuague los instrumentos con agua corriente para eliminar toda la suciedad visible. Lave el interior, los conductos y los orificios de los instrumentos al menos tres (3) veces, hasta que la solución salga limpia.
4. Prepare Enzol® (o un detergente enzimático similar) siguiendo las recomendaciones del fabricante.
5. Sumerja los instrumentos en el detergente y manténgalos sumergidos durante dos (2) minutos como mínimo.

6. Utilice un cepillo de cerdas blandas para limpiar a fondo los instrumentos. Utilice una escobilla de tubos para el interior, los conductos o los orificios de los instrumentos, prestando atención especial a las zonas de difícil acceso.
7. Utilice una jeringa estéril cargada con la solución de detergente enzimático y lave todos los orificios, conductos y zonas de difícil acceso hasta que deje de aparecer suciedad en la zona de salida.
8. Retire los instrumentos del detergente y enjuáguelos con agua corriente templada.
9. Prepare Enzol® (o un detergente enzimático similar) en una limpiadora de ultrasonido, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
10. Sumerja totalmente los instrumentos en la limpiadora de ultrasonido y asegúrese de que el detergente penetra y limpia el interior, los conductos y los orificios. Someta los instrumentos a ultrasonido durante tres (3) minutos como mínimo.
11. Retire los instrumentos del detergente y enjuáguelos con agua corriente desionizada o purificada por ósmosis inversa durante al menos 2 minutos.
12. Seque los instrumentos con un paño suave y aire presurizado filtrado.
13. Inspeccione visualmente cada instrumento para comprobar la ausencia de suciedad visible. Si hubiera suciedad visible, repita el proceso de limpieza a partir del paso 3.

### **Esterilización**

Estos implantes y productos se suministran estériles o no estériles. Los implantes con revestimiento de HA solo se suministran estériles.


Los implantes e instrumentos estériles están esterilizados con radiación gamma y validados para garantizar un nivel certificado de esterilidad (SAL) de 10<sup>-6</sup>. Los productos estériles están envasados en bolsas de doble hoja termosoldadas. La fecha de caducidad se indica en la etiqueta del envase. Estos productos se consideran estériles a menos que el envase se haya abierto o esté dañado.

Los implantes e instrumentos no estériles se han validado para garantizar un nivel certificado de esterilidad (SAL) de 10<sup>-6</sup>. Se recomienda utilizar una envoltura conforme al documento Advancement of Medical Instrumentation (AAMI) ST79, Comprehensive Guide to Steam Sterilization and Sterility Assurance in Health Care Facilities. El usuario final es responsable de emplear solo esterilizadores y accesorios (paños, bolsas, indicadores químicos y biológicos y cartuchos) que se hayan diseñado para las especificaciones (tiempo y temperatura) del ciclo de esterilización elegido.

Si utiliza un contenedor de esterilización rígido, tenga presentes los siguientes puntos para garantizar la esterilización correcta de los dispositivos y las maletas rígidas llenas Globus:

- Los parámetros de esterilización recomendados se enumeran en la siguiente tabla.

  
**DANIELA VARELA**  
PRESIDENTE  
BIOLAP S.A.

  
Farm. Gerardo A. Foerquinos  
Mat. N° 14.497  
Director Técnico  
BIOLAP S.A.

- Solo deben utilizarse contenedores de esterilización rígidos para su uso en aplicaciones de esterilización por vapor con vacío previo.
- Los contenedores de esterilización rígidos seleccionados deben tener un área de filtración mínima de 1135 cm<sup>2</sup> (176 pulg.2) en total, o bien un mínimo de cuatro (4) filtros de 19 cm (7,5 pulg.) de diámetro.
- No coloque más de una (1) maleta rígida llena (ni su contenido) directamente en un contenedor de esterilización rígido.
- Los módulos y bastidores autónomos o dispositivos individuales deben colocarse, sin apilarlos, en una cesta de contenedor para garantizar una ventilación óptima.
- Siga las instrucciones de uso del fabricante del contenedor de esterilización rígido; si tiene alguna duda, solicite ayuda al fabricante del contenedor en cuestión.
- Consulte la norma AAMI ST79 para obtener información adicional sobre la utilización de contenedores de esterilización rígidos.

En el caso de implantes e instrumentos que se suministren NO ESTÉRILES, la esterilización recomendada (ya sea en paños o en contenedores) es la siguiente:

Método	Tipo de ciclo	Temperatura	Tiempo de exposición	Tiempo de secado
Vapor	Vacío previo	132 °C (270 °F)	4 minutos	30 minutos

Los parámetros están validados solo para esterilizar este dispositivo. Si se agregan otros productos al esterilizador, los parámetros recomendados no serán válidos y el usuario deberá establecer los nuevos parámetros del ciclo. El aparato de esterilización ha de estar correctamente instalado, revisado y calibrado. Deben efectuarse pruebas continuas para confirmar la desactivación de todas las formas de microorganismos viables.

  
**DANIELA VARELA**  
 PRESIDENTE  
 BIOLAP S.A.

  
 Farm. Gerardo A. Foenquinos  
 Mat. N° 14.497  
 Director Técnico  
 BIOLAP S.A.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** ROT, E, INST, DE USO-Bio Lap S.A.,

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2021.02.19 22:11:22 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2021.02.19 22:11:23 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-004938-20-1

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente N°: 1-0047-3110-004938-20-1

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por Bio Lap S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de estabilización espinal e instrumental asociado

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

15-766 Sistemas ortopédicos de fijación interna, para columna vertebral.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): Globus Medical

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Los implantes del sistema de estabilización CREO® son dispositivos de fijación espinal no cervical pensados para la fijación de tornillos pediculares con abordaje posterior (T1-S2/ilion), fijación de ganchos posterior (T1-L5), o bien fijación lateral-anterior (T8-L5). La fijación de tornillos pediculares está indicada en pacientes de esqueleto maduro (incluidos los de estatura baja) y en pacientes pediátricos (solo CREO® 4.75). Estos dispositivos se han creado como complemento para la fusión en las siguientes indicaciones: discopatía degenerativa (definida como dolor de espalda discógeno o degeneración discal confirmada mediante historial y estudios radiográficos), espondilolistesis (incluida la espondilolistesis grave [grados 3 y 4] de las vértebras L5-S1), traumatismo (es decir, fractura o dislocación), deformidades o curvaturas (escoliosis, cifosis y/o lordosis, enfermedad de Scheuermann), tumor, estenosis y fusión previa fallida (pseudoartrosis). Cuando se utiliza como

complemento de la fusión, el sistema de estabilización CREO® está pensado para su uso con autoinjerto y/o aloinjerto.

Además, el sistema de estabilización CREO® está pensado para el tratamiento de espondilolistesis grave (grados 3 y 4) de las vértebras L5-S1 en pacientes de esqueleto maduro que reciban fusión por injerto de hueso autógeno, con implantes fijados a la región lumbar-sacra o ilion con extracción de implantes tras la consecución de una fusión sólida. Los niveles de fijación de tornillos pediculares en este tipo de pacientes son L3-sacro/ilion.

Los tornillos CREO® incluyen perforaciones en el extremo distal para la inyección de cemento óseo, tinte radiopaco o solución salina. Dichas perforaciones también pueden causar un crecimiento óseo en el tornillo. La inyección de cemento óseo mejora la fijación del tornillo en huesos débiles o afectados de osteoporosis. Los tintes radiopacos y las soluciones salinas pueden emplearse como ayuda en la colocación del tornillo, para no dañar la pared pedicular.

Cuando se utilizan para la fijación posterior de tornillos pediculares no cervicales en pacientes pediátricos, los implantes del sistema de estabilización CREO® 4.75 están indicados como complemento de la fusión para el tratamiento de escoliosis idiopática en adolescentes. El sistema de estabilización CREO® 4.75 está pensado para su empleo con autoinjertos y/o aloinjertos. La fijación de tornillos pediculares pediátrica está restringida a patologías posteriores.

Para obtener niveles de fijación adicionales en pacientes de esqueleto maduro, las barras del sistema de estabilización CREO® pueden conectarse al sistema de estabilización REVERE® (barra de 5,5mm o de 6,35mm), al sistema de estabilización REVERE® 4.5 (barra de 4,5mm) o al sistema espinal occipito-cervico-dorsal ELLIPSE® (barra de 3,5mm) mediante los conectores correspondientes. Para obtener niveles de fijación adicionales en pacientes pediátricos, las barras del sistema de estabilización CREO® pueden conectarse al sistema de estabilización

REVERE® 4.5 mediante los conectores correspondientes. Consulte en el embalaje del sistema REVERE®, REVERE® 4.5 o ELLIPSE® las instrucciones e indicaciones de uso.

Modelos:

CREO Sistema de Estabilización

Compuesto por:

Instrumental

602.101 Sonda Pedicular – Recta

602.102 Sonda Pedicular – Curva

602.105 Sonda de Punta Esférica

602.106 Sonda de Punta Esférica, Curva

602.109 Sonda Pedicular – Torácica

602.117 Sonda de Punta Esférica, Larga

602.501 Plantilla de Barra, 150 mm

602.517 Plantilla de Barra, 300 mm

623.003 Pinza de Alambre de Kirschner

623.050 Escariador 15mm, Canulado

624.110 Sonda de Punta Esférica, Extremo Doble

624.113 Sonda Pedicular, Torácica, Curva

624.114 Sonda Pedicular, Torácica, Recta

624.517 Pinza de Barra de Fuerza, 5,5mm

624.555 Tornillo de Reducción, Agarre de Pestaña, Roscado

624.556 Separador de Pestaña con Bisagra – Roscado

629.102 Insertador de Grapa 6,5mm, Roscado

629.103 Insertador de Grapa 6,0mm, Roscado

629.104 Insertador de Grapa 5,5mm, Roscado

629.105 Insertador de Grapa 5,0mm, Roscado

630.407 Trinquete de ¼ Pulgadas de Desconexión Rápida, Mango Recto

634.213 Macho 4,0mm

634.406 Mango Deportivo Grande, Sin Trinquete de ¼", Conexión Rápida

634.408 Atornillador Hex. 3,5mm, de Autoretencción, Conexión 1/4", Eje

634.611 Mango en T de Límite de Torque, Trinquete, 8Nm, Conexión 1/4", Negro

639.002 Alambre de Kirschner 2,4mm, Filoso 450mm

643.052 Osteótomo Recto, 12,7mm (1/2")

643.110 Cizalla de Costilla

654.401 Sonda Sacra, Recta

655.214 Macho 4,5mm

655.215 Macho 5,5mm

655.216 Macho 6,5mm

655.217 Macho 7,5mm

655.218 Macho 8.5mm

676.600 Conductor de Tornillo de Fijación, 2,5mm Hex., 1,0Nm Torque

685.003 Alambre de Kirschner 1,6mm, 450mm, Punta Roma

685.004 Alambre de Kirschner 1,6mm, 450mm, Punta Afilada

685.005 Alambre de Kirschner 1,6mm, 500mm, Punta Roma

685.006 Alambre de Kirschner 1,6mm, 500mm, Punta Afilada

685.007 Alambre de Kirschner Nitinol 1,6mm, 500mm, Punta Roma

685.008 Alambre de Kirschner Nitinol 1,6mm, 500mm, Punta Afilada

685.150 Disector Fijo

6041.0250 Macho 5,0mm, Extra Largo

6041.0255 Macho 5,5mm, Extra Largo

6041.0260 Macho 6,0mm, Extra Largo

6041.0265 Macho 6,5mm, Extra Largo

6041.0510 Portabarra, Barra 4,5mm

6041.0604 Mango en T de Trinquete Límite de Torque 4,5Nm, Conexión 1/4"

6041.4001 Trocar, Mango de Palma

6041.4002 Sonda Anterior

6041.4003 Contratorque, Anterior

6041.4004 Puerto, 40mm

6041.4006 Puerto, 60mm

6041.4008 Puerto, 80mm

6041.4011 Trocar Ajustable

6041.4013 Contratorque Bloqueado, Anterior

6041.4304 MIS Compresor, Tubo

6041.4305 MIS Compresor, Mango Alineado

6041.4306 MIS Compresor, Mango en T

6041.4307 MIS Pomo del Compresor, Pequeño

6041.4308 MIS Compresor, Agarre de Pistola

6041.4312 MIS Compresor, Ensamblado de Eje Roscado, Engaste de Extremo de Agarre

6041.4314 MIS Compresor, Tapón de Extremo de Tubo, PEEK

6041.4317 MIS Pomo del Compresor, Grande

6041.5055 Barra Temporal Recta 4,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

6041.5056 Barra Temporal Recta 4,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

6041.5057 Barra Temporal Recta 4,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

6041.5058 Barra Temporal Recta 4,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

6067.0001 Punzón Pedicular

6067.0010 Mango Recto, Trinquete, Conexión Rápida 1/4"

6067.0015 Mango Recto, Fijo, Conexión Rápida 1/4"

6067.0020 Mango en T, Trinquete, Conexión Rápida 1/4"

6067.0030 Mango de Palma, Trinquete, Conexión Rápida 1/4"

6067.0035 Mango de Palma, Fijo, Conexión Rápida 1/4"

6067.0040 Conductor de Límite de Torque de Trinquete, Conexión Rápida 1/4"

6067.0041 Atornillador Hexalobular Límite de Torque

6067.0050 Eje de Conductor, Conexión Rápida 1/4", Corto

6067.0051 Eje de Conductor de Cuerpo Alto, Conexión Rápida 1/4"

6067.0055 Eje de Conductor, Conexión Rápida 1/4", Largo

6067.0056 Eje de Conductor, Conexión Rápida 1/4", Extra Largo

6067.0057 Eje de Conductor Autocentrante Conexión Rápida 1/4", Largo

6067.0060 Eje de Conductor de Autoretencción, Conexión Rápida 1/4"

6067.0062 Eje de Conductor de Autoretencción, Conexión Rápida 1/4", Extra Largo

6067.0065 Herramienta de Decorticación, Conexión Rápida 1/4"

6067.0070 Herramienta de Decorticación, Corte Radial, Conexión Rápida 1/4"

6067.0075 Moldeadora de Fuerza

6067.0080 Portabarra

6067.0084 Pinza de Agarre de Barra de Fuerza 4.75

6067.0085 Pinza de Agarre de Barra de Fuerza

6067.0090 Compresor Paralelo

6067.0095 Distractor Paralelo

6067.0100 Macho Sólido 10.5mm

6067.0402 Macho Canulado 5,0mm

6067.0502 Macho Canulado 5,5mm

6067.0526 Plantilla de Barra, 350mm, Extremo de Agarre

6067.0602 Macho Canulado 6,5mm

6067.0702 Macho Canulado 7,5mm

6067.0802 Macho Canulado 8.5mm

6067.0900 Macho Sólido 9,5mm

6067.1000 Insertador de Cabeza 4.75

6067.1005 Liberación de Cabeza 4.75

6067.1010 Conductor de Tapón de Bloqueo 4.75, Corto

6067.1015 Conductor de Tapón de Bloqueo 4.75, Largo

6067.1020 Conductor de Tapón de Bloqueo Semiautomático 4.75

6067.1025 Guía de Tapón de Bloqueo 4.75

6067.1030 Contratorque Ajustable 4.75, Corto

6067.1035 Contratorque Ajustable 4.75, Largo

6067.1041 Atornillador Modular, Conexión Rápida 1/4", Corto

6067.1042 Atornillador Modular Retráctil, Conexión Rápida 1/4"

6067.1044 Herramienta de Desensamblado de Atornillador Modular Retráctil

6067.1045 Atornillador Modular, Conexión Rápida 1/4", Largo

6067.1050 Conductor de Conector Cruzado, Límite de Torque

6067.1055 Insertador de Conector Cruzado

6067.1060 Calibrador de Conector Cruzado

6067.1065 Tarjeta de Medición de Conector Cruzado

6067.1070 Posicionador de Cabeza de Tornillo 4.75, Interno

6067.1075 Posicionador de Cabeza de Tornillo 4.75, Externo

6067.1500 Plantilla de Barra, 500mm

6067.2000 Reductor de Torre 4.75

6067.2005 Accesorio de Reductor de Torre 4.75, Conexión Rápida 1/4"

6067.2010 Reductor Engranado 4.75, Elevado

6067.2015 Reductor Engranado 4.75, Agarre de Pistola

6067.2020 Pinza de Reducción 4.75, Corta

6067.2030 Bifurcador de Reducción 4.75

6067.2035 Fórceps de Reducción 4.75

6067.3000 Moldeadora En Sitio 4.75, Izquierdo

6067.3005 Moldeadora En Sitio 4.75, Derecho

6067.3010 Moldeadora de Plano Coronal 4.75, Izquierdo

6067.3015 Moldeadora de Plano Coronal 4.75, Derecho

6067.3020 Agarre de Barra de Estilo Prensa de Tornillo 4.75

6067.3025 Llave de Barras

6067.3031 Atornillador Monoaxial Rígido 4.75, Conexión Rápida 1/4", Largo

6067.3035 Atornillador Monoaxial de Autoretencción 4.75, Conexión Rápida 1/4"

6067.3036 Atornillador Monoaxial de Autoretencción 4.75, Conexión Rápida 1/4", Largo

6067.3101 Desrotador con Cierre de Clip, 4.75 Roscado

6067.3102 Desrotador de Reducción, 4.75 Roscado

6067.3108 Tubo con Accesorio de Desrotación, 4.75 Roscado

6067.3110 Eje de Pinzas de Reducción

6067.3111 Eje de Pinzas de Reducción, Corto

6067.3200 Brazo de Manipulación de Enlace de Barra, Punta Doble, 4,5-6,0

6067.3201 Brazo de Manipulación de Enlace de Barra, Punta Única, 4,5-6,0

6067.3206 Acoplador de Enlace de Barra

6067.3207 Barra de Acoplador de Enlace de Barra

6067.3208 Mango de Enlace de Barra

6067.5000 Conductor de Tapón de Bloqueo Roscado 4.75

6067.5055 Barra Temporal Recta 4.75mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

6067.5056 Barra Temporal Recta 4.75mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

6067.5057 Barra Temporal Recta 4.75mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

6067.5058 Barra Temporal Recta 4.75mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

6067.5080 Atornillador Rígido 4.75, Roscado, Conexión Rápida 1/4"

6067.5090 Atornillador Monoaxial Rígido 4.75, Roscado, Conexión Rápida 1/4"

6067.6000 Insertador de Conector

6067.6010 Conductor de Ajuste, Conexión Rápida 1/4"

6067.6025 Liberación de Cabeza de Carga Lateral 4.75

6067.6040 Insertador de Abrazadera de Lámina

6067.6041 Portador de Abrazadera de Lámina

6067.6045 Portaplacas de Sacro

6067.6050 Compresor de Pinza de Lámina

6067.7005 Distractor de Cabeza Paralelo

6067.8000 Buscador de Lámina

6067.8005 Buscador Pedicular

6067.8010 Portaganchos 4.75

6067.8015 Posicionador de Ganchos 4.75

6067.8020 Portaganchos Lateral 4.75

6067.8025 Portaganchos Offset 4.75

6119.0020 Macho Cortical, 5,0/4,0

6119.0022 Taladro Cortical, 5,0/4,0

6119.0023 Macho de Diámetro Externo Dual 5,0-4,0 x 20mm

6119.0024 Macho de Diámetro Externo Dual 5,0-4,0 x 35mm

6119.0026 Taladro de Fuerza Cortical, 5,0/4,0

6119.0030 Macho Cortical, 5,5/4,5

6119.0032 Taladro Cortical, 6,0/5,0

6119.0033 Macho de Diámetro Externo Dual 5,5-4,5 x 20mm

6119.0034 Macho de Diámetro Externo Dual 5,5-4,5 x 35mm

6119.0036 Taladro de Fuerza Cortical, 6,0/5,0

6119.0040 Macho Cortical, 6,0/5,0

6119.0043 Macho de Diámetro Externo Dual 6,0-5,0 x 20mm

6119.0044 Macho de Diámetro Externo Dual 6,0-5,0 x 35mm

6119.0050 Macho Cortical, 6,5/5,5

6119.0052 Taladro Cortical, 6,5/5,5

6119.0053 Macho de Diámetro Externo Dual 6,5-5,5 x 20mm

6119.0054 Macho de Diámetro Externo Dual 6,5-5,5 x 35mm

6119.0056 Taladro de Fuerza Cortical, 6,5/5,5

6119.0060 Macho Cortical, 7,5/6,5

6119.0062 Taladro Cortical, 7,5/6,5

6119.0063 Macho de Diámetro Externo Dual 7,5-6,5 x 20mm

6119.0064 Macho de Diámetro Externo Dual 7,5-6,5 x 35mm

6119.0066 Taladro de Fuerza Cortical, 7,5/6,5

6119.0099 Guía de Perforación con Tope Ajustable, 10-50mm

6119.1000 Insertador de Cabeza

6119.1005 Desconexión de Cabeza

6119.1010 Conductor de Tapón de Bloqueo, Corto

6119.1015 Conductor de Tapón de Bloqueo, Largo

6119.1020 Conductor de Tapón de Bloqueo Semiautomático

6119.1025 Guía de Tapón de Bloqueo

6119.1030 Contratorque Ajustable, Corto

6119.1035 Contratorque Ajustable, Largo

6119.1070 Posicionador de Cabeza de Tornillo, Interno

6119.1075 Posicionador de Cabeza de Tornillo, Externo

6119.1080 Atornillador Rígido, Conexión Rápida 1/4"

6119.1083 Atornillador Rígido Canulado 5,5, 1/4", Conexión Rápida

6119.2000 Reductor de Torre

6119.2005 Accesorio de Reductor de Torre, Conexión Rápida 1/4"

6119.2010 Reductor Engranado, Elevado

6119.2015 Reductor Engranado, Agarre de Pistola

6119.2020 Pinza de Reducción, Corta

6119.2030 Bifurcador de Reducción

6119.2035 Fórceps de Reducción

6119.3000 Moldeadora en Sitio, Izquierdo

6119.3005 Moldeadora en Sitio, Derecho

6119.3010 Moldeadora de Plano Coronal, Izquierdo

6119.3015 Moldeadora de Plano Coronal, Derecho

6119.3020 Agarre de Barra Estilo Prensa de Tornillo

6119.3030 Atornillador Monoaxial Rígido, Conexión Rápida 1/4"

6119.3035 Atornillador Monoaxial de Autoretencción, Conexión Rápida 1/4"

6119.3101 Desrotador con Cierre de Clip, CREO 5.5

6119.3102 Desrotador de Reducción, CREO 5.5

6119.3109 Eje de Conductor de Desrotador, CREO 5.5

6119.3110 Conductor de Pinzas de Reducción

6119.3111 Conductor de Pinzas de Reducción, Corto

6119.5055 Barra Temporal Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

6119.5056 Barra Temporal Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

6119.5057 Barra Temporal Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

6119.5058 Barra Temporal Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

6119.6015 Contratorque de Conector

6119.6016 CREO LINX Contratorque, Centro

6119.6025 Desconexión de Cabeza de Carga Lateral

6119.6040 Insertador de Conector de Bajo Perfil

6119.6041 Insertador de Conector de Bajo Perfil

6119.6042 Herramienta de Desensamblado de Insertador de Conector de Bajo Perfil

6119.6043 CREO LINX Fórceps

6119.6050 CREO LINX Compresor

6119.6055 CREO LINX Distractor

6119.6060 CREO LINX Calibre

6119.8010 Portaganchos

6119.8015 Posicionador de Ganchos

6119.8020 Portaganchos Lateral

6119.8025 Portaganchos Offset

6120.0001 CREO Distractor de Cabeza de Tornillo

6120.0040 Mango en T de Límite de Torque, Trinquete, 10Nm, Conexión Rápida 1/4"

6120.0070 Herramienta de Decorticación, Corte Radial, Roscada, Conexión Rápida 1/4"

6120.0085 Pinza de Barra de Fuerza 6,0mm

6120.0090 Compresor Paralelo, Roscado

6120.0095 Distractor Paralelo, Roscado

6120.1004 Insertador de Cabeza, Cuerpo Alto, Roscado, 4mm

6120.1006 Insertador de Cabeza, Cuerpo Alto, Roscado, 6mm

6120.1008 Insertador de Cabeza, Cuerpo Alto, Roscado, 8mm

6120.1025 Guía de Tapón de Bloqueo, Roscada

6120.1030 Contratorque, Roscado

6120.1055 Barra Temporal Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

6120.1056 Barra Temporal Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

6120.1057 Barra Temporal Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

6120.1058 Barra Temporal Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

6120.1070 Posicionador de Cabeza de Tornillo, Interno, Roscado

6120.1075 Posicionador de Cabeza de Tornillo, Externo, Roscado

6120.2000 Reductor de Torre, Roscado

6120.2005 Accesorio de Reductor de Torre, Roscado, Conexión Rápida 1/4"

6120.2010 Reductor Engranado, General, Roscado

6120.2015 Reductor Engranado, Agarre de Pistola, Roscado

6120.2020 Pinza de Reducción, Roscada, Corta

6120.2030 Bifurcador de Reducción, Roscado

6120.2035 Fórceps de Reducción, Roscados

6120.3000 Moldeadora En Sitio 6,0mm, Izquierdo

6120.3005 Moldeadora En Sitio 6,0mm, Derecho

6120.3010 Moldeadora de Plano Coronal 6,0mm, Izquierdo

6120.3015 Moldeadora de Plano Coronal 6,0mm, Derecho

6120.3020 Agarre de Barra de Estilo Prensa de Tornillo 6,0mm

6120.3035 Atornillador Monoaxial de Autoretencción, Roscado, 1/4", Conexión Rápida

6120.3100 Tubo con Accesorio de Desrotación

6120.3101 Desrotador con Cierre de Clip, Roscado

6120.3102 Desrotador de Reducción, Roscado

6120.3104 Contratorque de Desrotación

6120.3105 Abrazadera de Acoplamiento de Desrotador, Corta

6120.3106 Abrazadera de Acoplamiento de Desrotador, Mediana

6120.3107 Abrazadera de Acoplamiento de Desrotador, Larga

6120.3108 Accesorio de Mango de Desrotación

6120.3109 Eje de Conductor de Desrotador, Roscado

6120.5000 Conductor de Tapón de Bloqueo Roscado

6120.5003 Conductor de Tapón de Bloqueo Roscado, Extremo Doble

6120.5010 Insertador de Cabeza de Reducción

6120.5015 Desconexión de Cabeza de Reducción

6120.5030 Manga de Tornillo de Reducción

6120.5040 Atornillador de Reducción Rígido

6120.5050 Contratorque de Tornillo de Reducción

6120.5055 Barra Temporal Recta 6,35mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

6120.5056 Barra Temporal Recta 6,35mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

6120.5057 Barra Temporal Recta 6,35mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

6120.5058 Barra Temporal Recta 6,35mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

6120.5080 Atornillador Rígido, Roscado, Conexión Rápida 1/4"

6120.5083 Atornillador Rígido Canulado, Roscado, 1/4", Conexión Rápida

6120.5090 Atornillador Monoaxial Rígido, Roscado, Conexión Rápida 1/4"

6120.8010 Portaganchos, Roscado

6120.8015 Posicionador de Ganchos, Roscado  
6120.8020 Portaganchos Lateral, Roscado  
6120.8025 Portaganchos Offset, Roscado  
6134.0045 Macho Canulado 4,5mm  
6134.0050 Macho Canulado 5,0mm  
6134.0055 Macho Canulado 5,5mm  
6134.0065 Macho Canulado 6,5mm  
6134.0075 Macho Canulado 7,5mm  
6134.0085 Macho Canulado 8.5mm  
6134.0100 Cánula A  
6134.0101 Cánula B  
6134.0110 Cánula Peek A  
6134.0111 Cánula Peek B  
6134.0112 Cánula Peek C  
6134.0130 Instrumento de Medición de Tornillo  
6134.0135 Manga de Rescate  
6134.0140 Atornillador, Reducción de 30mm  
6134.0141 Atornillador Modular Canulado  
6134.0145 Atornillador, Reducción de 10mm  
6134.0150 Manguito Compresor/ Distractor  
6134.0155 Manguito Estabilizador  
6134.0160 Removedor de Pestaña  
6134.0185 Conductor de Tapón de Bloqueo  
6134.0205 Indicador de Barra  
6134.0220 Contratorque  
6134.0300 Adaptador de Deformidad

6134.0400 Compresor

6134.0420 Calibres, Pequeños

6134.0421 Calibres, Grandes

6134.0430 Portabarras Fijo

6134.0431 Portabarras Fijo, Recto

6134.0432 Portabarras Fijo, Ángulo Inverso

6134.0435 Posicionador de Cabeza

6134.1000 Insertador de Cabeza

6134.1005 Herramienta de Remoción de Cabeza

6134.1440 Atornillador, GI-I, 30mm

6134.1445 Atornillador, GI-I, 10mm

6134.8065 Macho Ilíaco Canulado 6,5mm

6134.8075 Macho Ilíaco Canulado 7,5mm

6134.8085 Macho Ilíaco Canulado 8.5mm

6134.8095 Macho Ilíaco Canulado 9,5mm

6134.8105 Macho Ilíaco Canulado 10.5mm

6152.3200 Brazo de Manipulación de Enlace de Barra, 6.0-6.35, Punta Doble

6152.3201 Brazo de Manipulación de Enlace de Barra, 6.0-6.35, Punta Única

6175.0010 Soporte de Implante, Recto

6175.0020 Soporte de Implante, Offset

6175.0032 Gancho Óseo, 6,0

6175.2000 Calibres de Barra de Cabeza

6175.2010 Insertador de Conector Modular

6175.2030 Conductor de Insertador de Barra de Cabeza

6175.2040 Insertador de Barra de Cabeza, Roscado

6175.2041 Bifurcador de Insertador de Barra de Cabeza

6175.2050 Insertador de Barra de Cabeza, Mango

6175.2060 Guía de Insertador de Conector Modular

6175.9913 Contratorque Alineado de Cabeza Doble, 5,5-6,0

6175.9933 Contratorque Lateral de Cabeza Doble, 5,5-6,0

Cajas metálicas:

929.0080 Módulo de Grampa Roscada, 5,0-5,5mm

929.0090 Módulo de Grampa Roscada, 6,0-6,5mm

9041.1000 REVERE Módulo de Tapón de Bloqueo 4,5, Tornillo de Presión T25

9067.0000 CREO Set de Instrumentos Principales

9067.0002 CREO Set de Implantes de Diámetro Externo Dual 4.75

9067.0005 CREO Set de Instrumentos de Desrotación Vertebral y Reducción 4.75

9067.0006 CREO Módulo de Gancho 4.75

9067.0008 CREO Caja Gráfica de Tornillos Ilíacos 4.75mm

9067.0011 CREO AMP Set de Implantes de Diámetro Dual

9067.0012 CREO AMP Set de Conectores 4.75

9067.0014 CREO AMP Set de Instrumentos Degen 4.75

9067.0015 CREO AMP Set de Tornillos Monoaxiales de Deformidad 4.75

9067.0018 CREO AMP Caja Gráfica de Tornillos Ilíacos

9067.0022 CREO Módulo de Tornillos DOD Roscados 4.75

9067.0025 Caja Gráfica de Instrumentos de Reductor de Enlace de Barra

9067.0101 CREO Módulo de Tornillos Poliaxiales Roscados 4.75

9067.0102 CREO Módulo de Tapón de Bloqueo Roscado 4.75

9067.0103 CREO Módulo de Tornillos de Deformidad 4.75

9067.0104 CREO Módulo de Tornillo Uniplanar Roscado 4.75

9067.0105 CREO AMP Módulo de Tulipa Poliaxial Roscado 4.75

9067.0200 CREO AMP Módulo de Tornillo de Diámetro Pequeño

9067.0203 CREO Módulo de Gancho Roscado 4.75

9067.0303 CREO Módulo de Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75

9067.0422 CREO Módulo de Conector Offset Roscado 4.75

9067.0502 CREO Set de Instrumentos 4.75 Cortical

9067.0503 CREO Set de Implantes 4.75 Cortical

9067.0710 CREO Módulo de Conector Cruzado Variable 4.75

9067.0801 CREO Caja Blanda de Tornillos Monoaxiales Recubiertos con HA 4.75

9067.0802 CREO Caja Gráfica I de Instrumentos e Implantes Toracoscópicos 4.75

9067.0803 Caja Gráfica II de Instrumentos Toracoscópicos

9067.0804 Caja Gráfica III de Instrumentos Toracoscópicos

9067.0810 CREO Módulo de Barra 4.75

9067.0815 Módulo de Barra Temporal Reductora de Enlace de Barra

9119.0001 CREO Caja Gráfica de Implantes Degen 5,5

9119.0002 CREO Caja Gráfica de Implantes de Diámetro Externo Dual 5,5

9119.0003 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad 5,5

9119.0004 CREO Caja Gráfica de Tornillo Uniplanar 5,5

9119.0005 CREO Caja Gráfica de Desrotación Vertebral y de Reducción 5,5

9119.0006 CREO Módulo de Ganchos 5,5

9119.0007 CREO Caja Gráfica de Instrumentos Degen 5,5

9119.0008 CREO Caja Gráfica de Implante Ilíaco 5,5

9119.0009 CREO Caja Gráfica de Tornillos de Diámetro Pequeño 5,5

9119.0010 CREO AMP Caja Gráfica de Implantes Degen 5,5

9119.0012 CREO AMP Caja Gráfica de Conector 5,5

9119.0013 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad 5,5

9119.0014 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos Degen 5,5

9119.0016 CREO Caja Gráfica de Implantes Auxiliares

9119.0019 CREO AMP Caja Gráfica de Tornillos de Diámetro Pequeño

9119.0021 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes Canulados 5,5

9119.0022 CREO Caja Blanda de Tornillos Poliaxiales Recubiertos con HA

9119.0023 CREO AMP Caja Blanda de Tornillos Recubiertos con HA

9119.0024 CREO Instrumentos de Desrotación 5,5

9119.0026 CREO LINX Caja Gráfica de Conectores

9119.0027 CREO AMP QUAD Módulo de Cabeza de Tornillo Doble 5,5

9119.0101 CREO Módulo de Tornillo Degen 5,5

9119.0102 CREO Módulo de Tornillo de Diámetro Externo Dual 5,5

9119.0103 CREO Módulo de Tornillo de Diámetro Pequeño 5,5

9119.0104 CREO Módulo de Tornillo Uniplanar 5,5

9119.0108 CREO Módulo de Tornillo Ilíaco 5,5

9119.0110 CREO AMP Módulo de Tornillo 5,5

9119.0112 CREO AMP Módulo de Conector 5,5

9119.0119 CREO AMP Módulo de Tornillo de Diámetro Pequeño

9119.0121 CREO Módulo de Tornillo Canulado 5,5

9119.0126 CREO LINX Módulo de Conector

9119.0200 CREO Módulo de Tornillos Auxiliares

9119.0203 CREO Módulo de Ganchos 5,5

9119.0208 CREO Módulo de Tornillos Ilíacos 5,5, Largo

9119.0210 CREO AMP Módulo de Tornillos 6,5

9119.0303 CREO Módulo de Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5

9119.0308 CREO Módulo de Conector Offset de Cabeza

9119.0310 CREO AMP Módulo de Tornillos 7,5

9119.0408 CREO Módulo de Barra Offset 5,5

9119.0410 CREO AMP Módulo de Tornillos 8.5

9119.0501 CREO MCS CORE Caja Gráfica de Instrumentos

9119.0502 CREO MCS Caja Gráfica de Instrumentos 5,5

9119.0503 CREO MCS Caja Gráfica de Implantes 5,5

9119.0504 CREO MCS Módulo de Tapón de Bloqueo 5,5

9119.0506 CREO MCS Módulo de Barras 5,5

9119.0509 CREO MCS Módulo de Tornillos 5,5

9119.0510 CREO AMP Módulo de Tulipa Poliaxial 5,5

9119.0511 CREO MCS Módulo de Tulipa Poliaxial 5,5

9119.0610 CREO Módulo de Tapón de Bloqueo 5,5

9119.0613 CREO Módulo de Tornillos Monoaxiales 5,5

9119.0710 CREO Módulo de Conector Cruzado Variable 5,5

9119.0712 CREO AMP Módulo de Conector

9119.0810 CREO Módulo de Barras 5,5

9120.0000 CREO Caja Gráfica de Instrumentos Principales Roscados

9120.0001 CREO Caja Gráfica de Implantes Degen Roscados

9120.0002 CREO Caja Gráfica de Implantes de Diámetro Externo Dual Roscados

9120.0003 CREO Implantes e Instrumentos de Deformidad Roscados

9120.0004 CREO Caja Gráfica de Tornillos Uniplanares Roscados

9120.0005 CREO Caja Gráfica de Instrumentos de Desrotación Vertebrales y de Reducción Roscados

9120.0006 CREO Caja Gráfica de Instrumentos y Ganchos Roscados

9120.0007 CREO Caja Gráfica de Instrumentos Degen Roscados

9120.0008 CREO Caja Gráfica de Implantes Ilíacos Roscados

9120.0009 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Reducción

9120.0011 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Cuerpo Alto Roscados

9120.0013 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad Roscados

9120.0019 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Reducción

9120.0020 CREO Caja Gráfica de Tornillos de Diámetro Pequeño Roscados

9120.0021 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes Canulados Roscados

9120.0022 CREO Módulo de Tornillos DOD Roscados

9120.0023 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes Roscados 6,0

9120.0024 CREO Caja Gráfica de Instrumentos de Desrotación Roscados

9120.0025 CREO Caja Gráfica de Instrumentos Principales de Desrotación

9120.0026 CREO Caja Blanda de Tornillos Poliaxiales Recubiertos con HA Roscados

9120.0101 CREO Módulo de Tornillos Poliaxiales Roscados

9120.0103 CREO Módulo de Tornillos de Diámetro Pequeño Roscados

9120.0104 CREO Módulo de Tornillos Uniplanares Roscados

9120.0108 CREO Módulo de Tornillos Ilíacos Roscados

9120.0110 CREO AMP Módulo de Tornillos 5,5

9120.0111 CREO AMP Módulo de Tulipa de Cuerpo Alto, Roscada

9120.0121 CREO Módulo de Tornillos Canulados Roscados

9120.0200 CREO AMP Módulo de Tornillos Auxiliares

9120.0206 CREO Módulo de Ganchos Roscados

9120.0208 CREO Módulo de Tornillos Ilíacos Roscados, Largos

9120.0209 CREO Módulo de Tornillos de Reducción Roscados

9120.0210 CREO AMP Módulo de Tornillos 6,5

9120.0219 CREO AMP Módulo de Tulipa de Reducción

9120.0303 CREO Módulo de Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0

9120.0310 CREO AMP Módulo de Tornillos 7,5

9120.0408 CREO Módulo de Barras Offset 6,0

9120.0410 CREO AMP Módulo de Tornillos 8.5

9120.0510 CREO AMP Módulo de Tulipa Poliaxial Roscada

9120.0610 CREO Módulo de Tapón de Bloqueo Roscado

9120.0710 CREO Módulo de Conector Cruzado Variable 6,0

9134.0001 CREO MIS Caja Gráfica de Implantes

9134.0002 CREO MIS Caja Gráfica de Instrumentos I

9134.0003 CREO MIS Caja Gráfica de Instrumentos II

9134.0004 CREO MIS Caja Gráfica de Barras Adicionales

9134.0005 CREO MIS Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Corrección

9134.0008 CREO MIS Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes Ilíacos

9134.0009 CREO MIS Caja Blanda de Tornillos Recubiertos con HA

9134.0010 CREO MIS Módulo de Tornillos de Diámetro Pequeño

9134.0011 CREO MIS Módulo de Tornillos de Diámetro Grande

9134.0108 CREO MIS Módulo de Tornillos Ilíacos

9134.0610 CREO MIS Módulo de Barras 5,5mm Ti

9134.0810 CREO MIS Módulo de Barras 6,0mm Ti

Material de las barras y tornillos: Titanio No estéril:

Implantes:

1067.0000 CREO Tapón de Bloqueo 4.75

1067.0010 CREO Tapón de Bloqueo 4.75

1067.0020 CREO AMP Placa Sacra, Izq.

1067.0025 CREO AMP Placa Sacra, Der.

1067.0030 CREO Conector Cruzado 4.75, 29-33mm de largo

1067.0034 CREO Conector Cruzado 4.75, 32-40mm de largo

1067.0039 CREO Conector Cruzado 4.75, 38-50mm de largo

1067.0046 CREO Conector Cruzado 4.75, 48-60mm de largo

1067.0062 CREO Conector Cruzado 4.75, 58-70mm de largo

1067.0075 CREO Conector Cruzado 4.75, 68-80mm de largo

1067.0086 CREO Conector Cruzado 4.75, 78-90mm de largo

1067.0100 CREO AMP Tulipa Poliaxial 4.75

1067.0150 CREO AMP Tulipa Poliaxial Cerrada 4.75

1067.0220 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 20-22mm de largo

1067.0221 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 21.5-25mm de largo

1067.0224 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 24,5-31mm de largo

1067.0230 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 30.5-43mm de largo

1067.0242 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 42.5-67mm de largo

1067.0266 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 4.75, 66,5-91mm de largo

1067.0679 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Recto, 11mm

1067.0680 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Recto, 13mm

1067.0681 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Recto, 15mm

1067.0682 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Recto, 17mm

1067.0683 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Recto, 19mm

1067.0690 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Derecho, 11mm

1067.0691 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Derecho, 13mm

1067.0692 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Derecho, 15mm

1067.0693 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Derecho, 17mm

1067.0694 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Derecho, 19mm

1067.0695 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Izquierdo, 11mm

1067.0696 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Izquierdo, 13mm

1067.0697 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Izquierdo, 15mm

1067.0698 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Izquierdo, 17mm

1067.0699 CREO AMP Conector Offset Cortical 4.75, Angulado Izquierdo, 19mm

1067.0710 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 150mm

1067.0712 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 150mm Roscada

1067.0715 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 15mm

1067.0717 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 15mm Roscada

1067.0720 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 20mm

1067.0722 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 20mm Roscada

1067.0725 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 25mm

1067.0727 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 25mm Roscada

1067.0730 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 30mm

1067.0732 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 30mm Roscada

1067.0735 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 35mm

1067.0737 CREO Conector Offset 4.75 Cabeza 35mm Roscada

1067.0815 Barra Offset Cerrada 4.75, 150mm de largo

1067.0820 Barra Offset Cerrada 4.75, 15mm de largo

1067.0825 Barra Offset Cerrada 4.75, 20mm de largo

1067.0830 Barra Offset Cerrada 4.75, 25mm de largo

1067.0835 Barra Offset Cerrada 4.75, 30mm de largo

1067.0840 Barra Offset Cerrada 4.75, 35mm de largo

1067.0915 Barra Offset Abierta 4.75, 150mm de largo

1067.0970 Barra Offset Abierta 4.75, 15mm de largo

1067.0975 Barra Offset Abierta 4.75, 20mm de largo

1067.0980 Barra Offset Abierta 4.75, 25mm de largo

1067.0985 Barra Offset Abierta 4.75, 30mm de largo

1067.0990 Barra Offset Abierta 4.75, 35mm de largo

1067.1110 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 100mm

1067.1111 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 110mm

1067.1112 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 120mm

1067.1130 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 30mm

1067.1135 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 35mm

1067.1140 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 40mm  
1067.1145 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 45mm  
1067.1150 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 50mm  
1067.1155 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 55mm  
1067.1160 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 60mm  
1067.1165 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 65mm  
1067.1170 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 70mm  
1067.1175 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 75mm  
1067.1180 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 80mm  
1067.1185 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 85mm  
1067.1190 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 90mm  
1067.1195 CREO AMP Tornillo Modular 10.5 x 95mm  
1067.1220 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 20mm  
1067.1225 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 25mm  
1067.1230 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 30mm  
1067.1235 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 35mm  
1067.1240 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 40mm  
1067.1245 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 45mm  
1067.1250 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 50mm  
1067.1255 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 55mm  
1067.1320 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 20mm  
1067.1325 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 25mm  
1067.1330 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 30mm  
1067.1335 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 35mm  
1067.1340 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 40mm  
1067.1345 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 45mm

1067.1350 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 50mm  
1067.1355 CREO AMP Tornillo Modular 4,5 x 55mm  
1067.1420 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 20mm  
1067.1425 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 25mm  
1067.1430 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 30mm  
1067.1435 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 35mm  
1067.1440 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 40mm  
1067.1445 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 45mm  
1067.1450 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 50mm  
1067.1455 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 55mm  
1067.1460 CREO AMP Tornillo Modular 5,0 x 60mm  
1067.1525 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 25mm  
1067.1530 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 30mm  
1067.1535 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 35mm  
1067.1540 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 40mm  
1067.1545 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 45mm  
1067.1550 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 50mm  
1067.1555 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 55mm  
1067.1560 CREO AMP Tornillo Modular 5,5 x 60mm  
1067.1625 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 25mm  
1067.1630 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 30mm  
1067.1635 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 35mm  
1067.1640 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 40mm  
1067.1645 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 45mm  
1067.1650 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 50mm  
1067.1655 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 55mm

1067.1660 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 60mm  
1067.1665 CREO AMP Tornillo Modular 6,5 x 65mm  
1067.1710 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 100mm  
1067.1711 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 110mm  
1067.1712 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 120mm  
1067.1720 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 20mm  
1067.1725 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 25mm  
1067.1730 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 30mm  
1067.1735 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 35mm  
1067.1740 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 40mm  
1067.1745 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 45mm  
1067.1750 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 50mm  
1067.1755 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 55mm  
1067.1760 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 60mm  
1067.1765 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 65mm  
1067.1770 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 70mm  
1067.1775 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 75mm  
1067.1780 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 80mm  
1067.1785 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 85mm  
1067.1790 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 90mm  
1067.1795 CREO AMP Tornillo Modular 7,5 x 95mm  
1067.1810 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 100mm  
1067.1811 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 110mm  
1067.1812 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 120mm  
1067.1820 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 20mm  
1067.1825 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 25mm

1067.1830 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 30mm  
1067.1835 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 35mm  
1067.1840 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 40mm  
1067.1845 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 45mm  
1067.1850 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 50mm  
1067.1855 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 55mm  
1067.1860 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 60mm  
1067.1865 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 65mm  
1067.1870 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 70mm  
1067.1875 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 75mm  
1067.1880 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 80mm  
1067.1885 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 85mm  
1067.1890 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 90mm  
1067.1895 CREO AMP Tornillo Modular 8.5 x 95mm  
1067.1910 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 100mm  
1067.1911 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 110mm,  
1067.1912 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 120mm,  
1067.1920 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 20mm,  
1067.1925 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 25mm,  
1067.1930 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 30mm,  
1067.1935 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 35mm,  
1067.1940 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 40mm,  
1067.1945 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 45mm,  
1067.1950 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 50mm,  
1067.1955 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 55mm,  
1067.1960 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 60mm,

1067.1965 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 65mm,  
1067.1970 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 70mm,  
1067.1975 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 75mm,  
1067.1980 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 80mm,  
1067.1985 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 85mm,  
1067.1990 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 90mm,  
1067.1995 CREO AMP Tornillo Modular 9,5 x 95mm,  
1067.2025 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 25mm  
1067.2030 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 30mm  
1067.2035 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 35mm  
1067.2040 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 40mm  
1067.2045 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 45mm  
1067.2050 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 50mm  
1067.2055 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 55mm  
1067.2060 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 60mm  
1067.2065 CREO AMP Tornillo Modular 6,0 x 65mm  
  
1067.2110 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 100mm  
1067.2111 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 110mm  
1067.2112 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 120mm  
1067.2130 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 30mm  
1067.2135 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 35mm  
1067.2140 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 40mm  
1067.2145 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 45mm  
1067.2150 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 50mm  
1067.2155 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 55mm  
1067.2160 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 60mm

1067.2170 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 70mm

1067.2175 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 75mm

1067.2180 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 80mm

1067.2185 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 85mm

1067.2190 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 90mm

1067.2195 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 10.5 - 9,0 x 95mm

1067.2205 Barra con Punta de Agarre 4.75mm, Aleación de Titanio, 250mm de Largo

1067.2210 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 100mm

1067.2211 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 110mm

1067.2212 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 120mm

1067.2230 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 30mm

1067.2235 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 35mm

1067.2240 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 40mm

1067.2245 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 45mm

1067.2250 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 50mm

1067.2255 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 55mm

1067.2260 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 60mm

1067.2265 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 65mm

1067.2270 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 70mm

1067.2275 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 75mm

1067.2280 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 80mm

1067.2285 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 85mm

1067.2290 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 90mm

1067.2295 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8,0 6,5 x 95mm

1067.2530 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 30mm

1067.2535 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 35mm

1067.2540 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 40mm  
1067.2545 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 45mm  
1067.2550 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 50mm  
1067.2555 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 55mm  
1067.2560 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 5,5 4,5 x 60mm  
1067.2630 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 30mm  
1067.2635 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 35mm  
1067.2640 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 40mm  
1067.2645 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 45mm  
1067.2650 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 50mm  
1067.2655 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 55mm  
1067.2660 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 60mm  
1067.2665 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 6,5 5,0 x 65mm  
1067.2710 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 100mm  
1067.2730 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 30mm  
1067.2735 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 35mm  
1067.2740 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 40mm  
1067.2745 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 45mm  
1067.2750 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 50mm  
1067.2755 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 55mm  
1067.2760 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 60mm  
1067.2765 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 65mm  
1067.2770 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 70mm  
1067.2775 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 75mm  
1067.2780 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 80mm  
1067.2785 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 85mm

1067.2790 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 7,5 6,0 x 90mm

1067.2810 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 -7,0 x 100mm

1067.2811 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 110mm

1067.2812 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 120mm

1067.2830 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 30mm

1067.2835 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 - 7,0 x 35mm

1067.2840 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 40mm

1067.2845 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 45mm

1067.2850 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 50mm

1067.2855 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 55mm

1067.2860 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 60mm

1067.2865 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 65mm

1067.2870 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 70mm

1067.2875 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 75mm

1067.2880 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 80mm

1067.2885 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 85mm

1067.2890 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 90mm

1067.2895 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 8.5 7,0 x 95mm

1067.2910 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 100mm

1067.2911 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 110mm

1067.2912 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 120mm

1067.2930 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 30mm

1067.2935 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 35mm

1067.2940 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 40mm

1067.2945 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 45mm

1067.2950 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 50mm

1067.2955 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 55mm

1067.2960 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 60mm

1067.2965 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 8,0 x 65mm

1067.2970 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 70mm

1067.2975 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 75mm

1067.2980 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 80mm

1067.2985 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 85mm

1067.2990 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 90mm

1067.2995 CREO AMP Tornillo DOD [Diámetro Externo Dual] Modular 9,5 x 95mm

1067.4110 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 100mm

1067.4111 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 110mm

1067.4112 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 120mm

1067.4140 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 40mm

1067.4145 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 45mm

1067.4150 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 50mm

1067.4155 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 55mm

1067.4160 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 60mm

1067.4165 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 65mm

1067.4170 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 70mm

1067.4175 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 75mm

1067.4180 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 80mm

1067.4185 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 85mm

1067.4190 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 90mm

1067.4195 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 10.5 x 95mm

1067.4320 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 20mm

1067.4325 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 25mm

1067.4330 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 30mm  
1067.4335 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 35mm  
1067.4340 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 40mm  
1067.4345 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 45mm  
1067.4350 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 50mm  
1067.4355 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 4,5 x 55mm  
1067.4420 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 20mm  
1067.4425 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 25mm  
1067.4430 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 30mm  
1067.4435 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 35mm  
1067.4440 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 40mm  
1067.4445 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 45mm  
1067.4450 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 50mm  
1067.4455 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,0 x 55mm  
1067.4520 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 20mm  
1067.4525 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 25mm  
1067.4530 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 30mm  
1067.4535 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 35mm  
1067.4540 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 40mm  
1067.4545 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 45mm  
1067.4550 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 50mm  
1067.4555 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 5,5 x 55mm  
1067.4610 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 100mm  
1067.4611 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 110mm  
1067.4612 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 120mm  
1067.4625 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 25mm

1067.4630 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 30mm  
1067.4635 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 35mm  
1067.4640 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 40mm  
1067.4645 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 45mm  
1067.4650 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 50mm  
1067.4655 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 55mm  
1067.4660 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 60mm  
1067.4665 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 65mm  
1067.4670 CREO AMP Tornillo Canulado Modula 6,5 x 70mm  
1067.4675 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 75mm  
1067.4680 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 80mm  
1067.4685 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 85mm  
1067.4690 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 90mm  
1067.4695 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 6,5 x 95mm  
1067.4710 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 100mm  
1067.4711 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 110mm  
1067.4712 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 120mm  
1067.4720 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 20mm  
1067.4725 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 25mm  
1067.4730 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 30mm  
1067.4735 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 35mm  
1067.4740 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 40mm  
1067.4745 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 45mm  
1067.4750 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 50mm  
1067.4755 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 55mm  
1067.4760 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 60mm

1067.4765 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 65mm  
1067.4770 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 70mm  
1067.4775 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 75mm  
1067.4780 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 80mm  
1067.4785 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 85mm  
1067.4790 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 90mm  
1067.4795 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 7,5 x 95mm  
1067.4810 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 100mm  
1067.4811 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 110mm  
1067.4812 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 120mm  
1067.4820 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 20mm  
1067.4825 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 25mm  
1067.4830 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 30mm  
1067.4835 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 35mm  
1067.4840 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 40mm  
1067.4845 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 45mm  
1067.4850 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 50mm  
1067.4855 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 55mm  
1067.4860 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 60mm  
1067.4865 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 65mm  
1067.4870 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 70mm  
1067.4875 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 75mm  
1067.4880 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 80mm  
1067.4885 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 85mm  
1067.4890 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 90mm  
1067.4895 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 8.5 x 95mm

1067.4910 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 100mm  
1067.4911 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 110mm  
1067.4912 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 120mm  
1067.4940 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 40mm  
1067.4945 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 45mm  
1067.4950 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 50mm  
1067.4955 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 55mm  
1067.4960 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 60mm  
1067.4965 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 65mm  
1067.4970 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 70mm  
1067.4975 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 75mm  
1067.4980 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 80mm  
1067.4985 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 85mm  
1067.4990 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 90mm  
1067.4995 CREO AMP Tornillo Canulado Modular 9,5 x 95mm  
1067.5030 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo  
1067.5035 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo  
1067.5040 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo  
1067.5045 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo  
1067.5050 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo  
1067.5055 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo  
1067.5060 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo  
1067.5065 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo  
1067.5070 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo  
1067.5075 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo  
1067.5080 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo

1067.5085 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo

1067.5090 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo

1067.5095 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo

1067.5100 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo

1067.5125 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo

1067.5150 Barra Recta 4.75mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo

1067.6200 Barra con Punta Hexagonal 4.75mm, Aleación de Titanio, 200mm de Largo

1067.6300 Barra con Punta Hexagonal 4.75mm, Aleación de Titanio, 300mm de Largo

1067.6400 Barra con Punta Hexagonal 4.75mm, Aleación de Titanio, 400mm de Largo

1067.6500 Barra con Punta Hexagonal 4.75mm, Aleación de Titanio, 500mm de Largo

1067.6600 Barra con Punta Hexagonal 4.75mm, Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1067.7030 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo

1067.7035 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo

1067.7040 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo

1067.7045 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo

1067.7050 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo

1067.7055 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo

1067.7060 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo

1067.7065 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo

1067.7070 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo

1067.7075 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo

1067.7080 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo

1067.7085 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo

1067.7090 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo

1067.7095 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo

1067.7100 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo

1067.7125 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo

1067.7150 Barra Curva 4.75mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo

1067.8745 Barra Precontorneada 4.75mm, Aleación de Titanio, 450mm de Largo

1067.8935 3,5 (350mm) - Barra Cónica 4.75 (250mm), Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1067.8955 4.75 (350mm) - Barra Cónica 5,5 (250mm), Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1067.8960 4.75 (350mm) - Barra Cónica 6,0 (250mm), Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1067.8963 4.75 (350mm) - Barra Cónica 6,35 (250mm), Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1067.8965 4.75 (350mm) - Barra Cónica 6,5 (250mm), Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1067.9740 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Angosto, Pequeño

1067.9741 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Angosto, Medio

1067.9742 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Angosto, Grande

1067.9744 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Pequeño

1067.9745 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Mediano

1067.9746 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Grande

1067.9748 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Ancho, Pequeño

1067.9749 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Ancho, Medio

1067.9750 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Ancho, Grande

1067.9752 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Cuerpo Alto, Pequeño

1067.9753 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Cuerpo Alto, Mediano

1067.9754 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Cuerpo Alto, Grande

1067.9755 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado 4.75, Pequeño

1067.9756 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado 4.75, Mediano

1067.9757 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado 4.75, Grande

1067.9801 CREO AMP Grampa Laminar, Pequeña, 1 Nivel

1067.9802 CREO AMP Grampa Laminar, Mediana, 1 Nivel

1067.9803 CREO AMP Grampa Laminar, Grande, 1 Nivel

1067.9811 CREO AMP Grampa Laminar, Pequeña, 2 Niveles

1067.9812 CREO AMP Grampa Laminar, Mediana, 2 Niveles

1067.9813 CREO AMP Grampa Laminar, Grande, 2 Niveles

1067.9821 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Pequeña, 1 nivel

1067.9822 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Mediana, 1 nivel

1067.9823 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Grande, 1 nivel

1067.9824 CREO AMP Grampa Laminar Offset - Izq., Pequeña, 2 niveles

1067.9825 CREO AMP Grampa Laminar Offset - Izq., Mediano, 2 niveles

1067.9826 CREO AMP Grampa Laminar Offset - Izq., Grande, 2 niveles

1067.9831 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Pequeña, 2 niveles

1067.9832 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Mediana, 2 niveles

1067.9833 CREO AMP Grampa Laminar Offset, Grande, 2 niveles

1067.9834 CREO AMP Grampa Laminar Offset /Der., Pequeña, 2 niveles

1067.9835 CREO AMP Grampa Laminar Offset /Der., Mediana, 2 niveles

1067.9836 CREO AMP Grampa Laminar Offset /Der., Grande, 2 niveles

1067.9880 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Offset, Der.

1067.9883 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Offset, Izq.

1067.9911 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado 4.75, Angosto, Pequeño

1067.9912 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado 4.75, Angosto, Mediano

1067.9913 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado 4.75, Angosto, Grande

1067.9914 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado 4.75, Pequeño

1067.9915 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado 4.75, Mediano

1067.9917 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Ascendente, Mediano

1067.9918 CREO Gancho Laminar Roscado 4.75, Ascendente, Grande

1067.9934 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado 4.75, Der.

1067.9935 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado 4.75, Izq.

1067.9936 CREO Gancho Pedicular Roscado 4.75, Pequeño  
1067.9937 CREO Gancho Pedicular Roscado 4.75, Mediano  
1067.9938 CREO Gancho Pedicular Roscado 4.75, Grande  
1119.0000 CREO Tapón de Bloqueo 5,5  
1119.0010 CREO Tapón de Bloqueo Roscado  
1119.0011 CREO Tapón de Bloqueo Roscado, BN  
1119.0029 CREO Conector Cruzado 6,0, 29-33mm de largo  
1119.0030 CREO Conector Cruzado 5,5, 29-33mm de largo  
1119.0032 CREO Conector Cruzado 6,0, 32-40mm de largo  
1119.0034 CREO Conector Cruzado 5,5, 32-40mm de largo  
1119.0038 CREO Conector Cruzado 6,0, 38-50mm de largo  
1119.0039 CREO Conector Cruzado 5,5, 38-50mm de largo  
1119.0046 CREO Conector Cruzado 5,5, 48-60mm de largo  
1119.0048 CREO Conector Cruzado 6,0, 48-60mm de largo  
1119.0058 CREO Conector Cruzado 6,0, 58-70mm de largo  
1119.0062 CREO Conector Cruzado 5,5, 58-70mm de largo  
1119.0068 CREO Conector Cruzado 6,0, 68-80mm de largo  
1119.0075 CREO Conector Cruzado 5,5, 68-80mm de largo  
1119.0078 CREO Conector Cruzado 6,0, 78-90mm de largo  
1119.0086 CREO Conector Cruzado 5,5, 78-90mm de largo  
1119.0100 CREO AMP Tulipa Poliaxial 5,5  
1119.0110 CREO AMP Tulipa Poliaxial Roscada  
1119.0114 CREO AMP Tulipa de Cuerpo Alto, Roscada, 4mm  
1119.0116 CREO AMP Tulipa de Cuerpo Alto, Roscada, 6mm  
1119.0118 CREO AMP Tulipa de Cuerpo Alto, Roscada, 8mm  
1119.0150 CREO AMP Tulipa Poliaxial Cerrada 5,5

1119.0160 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble 5,5, Der.

1119.0161 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble 5,5, Izq.

1119.0165 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Roscada, Der.

1119.0166 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Roscada, Izq.

1119.0220 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 20-22mm de largo

1119.0221 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 21.5-25mm de largo

1119.0222 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 20-22mm de largo

1119.0224 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 24,5-31mm de largo

1119.0225 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 21.5-25mm de largo

1119.0230 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 30.5-43mm de largo

1119.0231 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 24,5-31mm de largo

1119.0242 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 42, 5-67mm de largo

1119.0243 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 30.5-43mm de largo

1119.0266 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 5,5, 66,5-91mm de largo

1119.0267 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 42.5-67mm de largo

1119.0275 Barra Offset Cerrada 6,0, 150mm de largo

1119.0280 Barra Offset Cerrada 6,0, 15mm de largo

1119.0285 Barra Offset Cerrada 6,0, 20mm de largo

1119.0290 Barra Offset Cerrada 6,0, 25mm de largo

1119.0291 CREO Conector Cruzado de Bajo Perfil 6,0, 66,5-91mm de largo

1119.0295 Barra Offset Cerrada 6,0, 30mm de largo

1119.0300 Barra Offset Cerrada 6,0, 35mm de largo

1119.0315 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 15mm

1119.0317 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 17,5mm

1119.0320 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 20mm

1119.0322 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 22.5mm

1119.0325 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 25mm  
1119.0327 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 27,5mm  
1119.0330 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 30mm  
1119.0332 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 32,5mm  
1119.0335 CREO AMP Conector Offset Cerrado, 35mm  
1119.0345 Barra Offset Abierta 6,0, 150mm de largo  
1119.0360 Barra Offset Abierta 6,0, 15mm de largo  
1119.0365 Barra Offset Abierta 6,0, 20mm de largo  
1119.0370 Barra Offset Abierta 6,0, 25mm de largo  
1119.0375 Barra Offset Abierta 6,0, 30mm de largo  
1119.0380 Barra Offset Abierta 6,0, 35mm de largo  
1119,0515 CREO AMP Conector Offset Abierto, 15mm  
1119,0517 CREO AMP Conector Offset Abierto, 17,5mm  
1119,0520 CREO AMP Conector Offset Abierto, 20mm  
1119,0522 CREO AMP Conector Offset Abierto, 22.5mm  
1119,0525 CREO AMP Conector Offset Abierto, 25mm  
1119,0527 CREO AMP Conector Offset Abierto, 27,5mm  
1119,0530 CREO AMP Conector Offset Abierto, 30mm  
1119,0532 CREO AMP Conector Offset Abierto, 32.5mm  
1119,0535 CREO AMP Conector Offset Abierto, 35mm  
1119,0600 CREO AMP Tulipa de Reducción Roscada  
1119.0679 Conector Offset Cortical 5,5, 11mm, CREO AMP  
1119.0680 Conector Offset Cortical 5,5, Recto, 13mm  
1119.0681 Conector Offset Cortical 5,5, Recto, 15mm  
1119.0682 Conector Offset Cortical 5,5, Recto, 17mm  
1119.0683 Conector Offset Cortical 5,5, Recto, 19mm

1119.0690 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Derecho, 11mm

1119.0691 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Derecho, 13mm

1119.0692 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Derecho, 15mm

1119.0693 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Derecho, 17mm

1119.0694 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Derecho, 19mm

1119.0695 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Izquierdo, 11mm

1119.0696 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Izquierdo, 13mm

1119.0697 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Izquierdo, 15mm

1119.0698 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Izquierdo, 17mm

1119.0699 Conector Offset Cortical 5,5, Angulado, Izquierdo, 19mm

1119,0710 CREO Cabeza Conector Offset 5,5, 150mm de largo

1119,0712 CREO Cabeza Conector Offset Roscada, 150mm de largo

1119,0715 CREO Cabeza Conector Offset 5,5, 15mm de largo

1119,0716 CREO Cabeza Conector Offset 5,5, Tope de Barra Grande, 15mm de largo

1119,0717 CREO Cabeza Conector Offset Roscada, 15mm de largo

1119,0718 CREO Cabeza Conector Offset Roscada, 17,5mm de largo

1119,0720 CREO Cabeza Conector Offset 5,5 20mm de largo

1119,0721 CREO Cabeza Conector Offset 5,5 Tope de Barra Grande, 20mm de largo

1119.0722 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada 20mm de largo

1119.0723 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada 22,5mm de largo

1119.0725 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 25mm de largo

1119.0726 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 Tope de Barra Grande, 25mm de largo

1119.0727 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada, 25mm de largo

1119.0728 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada, 27,5mm de largo

1119.0730 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 30mm de largo

1119.0731 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 Tope de Barra Grande, 30mm de largo

1119.0732 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada 30mm de largo

1119.0733 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada 32.5mm de largo

1119.0735 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 35mm de largo

1119.0736 CREO Cabeza de Conector Offset 5,5 Tope de Barra Grande, 35mm de largo

1119.0737 CREO Cabeza de Conector Offset Roscada 35mm de largo

1119.0815 Barra Offset Cerrada 5,5, 150mm de largo

1119.0820 Barra Offset Cerrada 5,5, 15mm de largo

1119.0822 Barra Offset Cerrada 5,5, 17,5mm de largo

1119.0825 Barra Offset Cerrada 5,5, 20mm de largo

1119.0827 Barra Offset Cerrada 5,5, 22.5mm de largo

1119.0830 Barra Offset Cerrada 5,5, 25mm de largo

1119.0832 Barra Offset Cerrada 5,5, 27,5mm de largo

1119.0835 Barra Offset Cerrada 5,5, 30mm de largo

1119.0837 Barra Offset Cerrada 5,5, 32.5mm de largo

1119.0840 Barra Offset Cerrada 5,5, 35mm de largo

1119.0915 Barra Offset Abierta 5,5, 150mm de largo

1119.0960 Barra Offset Abierta 5,5, 15mm de largo

1119.0962 Barra Offset Abierta 5,5, 17,5mm de largo

1119.0965 Barra Offset Abierta 5,5, 20mm de largo

1119.0967 Barra Offset Abierta 5,5, 22.5mm de largo

1119.0970 Barra Offset Abierta 5,5, 25mm de largo

1119.0972 Barra Offset Abierta 5,5, 27,5mm de largo

1119.0975 Barra Offset Abierta 5,5, 30mm de largo

1119.0977 Barra Offset Abierta 5,5, 32.5mm de largo

1119.0980 Barra Offset Abierta 5,5, 35mm de largo

1119.1220 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 20mm CREO AMP

1119.1225 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 25mm CREO AMP  
1119.1230 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 30mm CREO AMP  
1119.1235 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 35mm CREO AMP  
1119.1240 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 40mm CREO AMP  
1119.1245 5,0 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 45mm CREO AMP  
1119.1320 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 20mm CREO AMP  
1119.1325 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 25mm CREO AMP  
1119.1330 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 30mm CREO AMP  
1119.1335 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 35mm CREO AMP  
1119.1340 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 40mm CREO AMP  
1119.1345 5,5 - Tornillo Cortical, Modular, 4,5 x 45mm CREO AMP  
1119.1420 6,0 - Tornillo Cortical, Modular, 5,0 x 20mm CREO AMP  
1119.1425 6,0 - Tornillo Cortical, Modular, 5,0 x 25mm CREO AMP  
1119.1430 6,0 - Tornillo Cortical, Modular, 5,0 x 30mm CREO AMP  
1119.1435 6,0 - Tornillo Cortical, Modular, 5,0 x 35mm CREO AMP  
1119.1440 6,0 - Tornillo Cortical, Modular, 5,0 x 40mm CREO AMP  
1119.1520 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 20mm CREO AMP  
1119.1525 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 25mm CREO AMP  
1119.1530 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 30mm CREO AMP  
1119.1535 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 35mm CREO AMP  
1119.1540 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 40mm CREO AMP  
1119.1545 6,5 - Tornillo Cortical, Modular, 5,5 x 45mm CREO AMP  
1119.1625 7,5 - Tornillo Cortical, Modular, 6,5 x 25mm CREO AMP  
1119.1630 7,5 - Tornillo Cortical, Modular, 6,5 x 30mm CREO AMP  
1119.1635 7,5 - Tornillo Cortical, Modular, 6,5 x 35mm CREO AMP  
1119.1640 7,5 - Tornillo Cortical, Modular, 6,5 x 40mm CREO AMP

1119.1645 7,5 - Tornillo Cortical, Modular, 6,5 x 45mm CREO AMP

1119.5020 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 20mm de Largo

1119.5025 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 25mm de Largo

1119.5030 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo

1119.5035 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo

1119.5040 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo

1119.5045 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo

1119.5050 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo

1119.5055 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo

1119.5060 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo

1119.5065 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo

1119.5070 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo

1119.5075 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo

1119.5080 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo

1119.5085 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo

1119.5090 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo

1119.5095 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo

1119.5100 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo

1119.5125 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo

1119.5150 Barra recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo

1119.6200 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Aleación de Titanio, 200mm de Largo

1119.6300 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Aleación de Titanio, 300mm de Largo

1119.6400 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Aleación de Titanio, 400mm de Largo

1119.6500 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Aleación de Titanio, 500mm de Largo

1119.6600 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1119.7020 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 20mm de Largo

1119.7025 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 25mm de Largo

1119.7030 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo

1119.7035 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo

1119.7040 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo

1119.7045 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo

1119.7050 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo

1119.7055 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo

1119.7060 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo

1119.7065 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo

1119.7070 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo

1119.7075 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo

1119.7080 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo

1119.7085 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo

1119.7090 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo

1119.7095 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo

1119.7100 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo

1119.7125 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo

1119.7150 Barra Curva 5,5mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo

1119.7320 CREO LINX Conector Variable, 22-25mm

1119.7325 CREO LINX Conector Variable, 25-30mm

1119.7330 CREO LINX Conector Variable, 30-35mm

1119.7335 CREO LINX Conector Variable, 35-45mm

1119.8935 3.5 (150mm) - 5,5 (650mm) Barra Cónica, Titanio, 800mm de Largo

1119.9840 CREO Gancho Laminar Roscado, Angosto, Pequeño

1119.9841 CREO Gancho Laminar Roscado, Angosto, Mediano

1119.9842 CREO Gancho Laminar Roscado, Angosto, Grande

1119.9844 CREO Gancho Laminar Roscado, Pequeño  
1119.9845 CREO Gancho Laminar Roscado, Mediano  
1119.9846 CREO Gancho Laminar Roscado, Grande  
1119.9848 CREO Gancho Laminar Roscado, Ancho, Pequeño  
1119.9849 CREO Gancho Laminar Roscado, Ancho, Mediano  
1119.9850 CREO Gancho Laminar Roscado, Ancho, Grande  
1119.9852 CREO Gancho Laminar Roscado, Cuerpo Alto, Pequeño  
1119.9853 CREO Gancho Laminar Roscado, Cuerpo Alto, Mediano  
1119.9854 CREO Gancho Laminar Roscado, Cuerpo Alto, Grande  
1119.9855 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado, Pequeño  
1119.9856 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado, Mediano  
1119.9857 CREO Gancho Laminar Angulado Roscado, Grande  
1119.9860 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Pequeño  
1119.9861 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Mediano  
1119.9862 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Grande  
1119.9870 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Der., Pequeño  
1119.9871 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Der., Mediano  
1119.9872 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Der., Grande  
1119.9873 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Izq., Pequeño  
1119.9874 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Izq., Mediano  
1119.9875 CREO Gancho Laminar Roscado, Extra Ancho, Offset Izq., Grande  
1119.9880 CREO Gancho Laminar Roscado, Offset, Der.  
1119.9883 CREO Gancho Laminar Roscado, Offset, Izq.  
1119.9891 CREO Gancho Laminar Roscado, 30° Offset, Der., Mediano  
1119.9894 CREO Gancho Laminar Roscado, 30° Offset, Izq., Mediano  
1119.9901 CREO Gancho Laminar 5,5 Torácico, Angosto, Pequeño

1119.9902 CREO Gancho Laminar 5,5 Torácico, Angosto, Mediano

1119.9904 CREO Gancho Laminar 5,5 Torácico, Pequeño

1119.9905 CREO Gancho Laminar 5,5 Torácico, Mediano

1119.9907 CREO Gancho Laminar 5,5, Ascendente, Mediano

1119.9908 CREO Gancho Laminar 5,5, Ascendente, Grande

1119.9911 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado, Angosto, Pequeño

1119.9912 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado, Angosto, Mediano

1119.9914 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado, Pequeño

1119.9915 CREO Gancho Laminar Torácico Roscado, Mediano

1119.9917 CREO Gancho Laminar Roscado, Ascendente, Mediano

1119.9918 CREO Gancho Laminar Roscado, Ascendente, Grande

1119.9922 CREO Gancho de Proceso Transversal 5,5, Der., Grande

1119.9923 CREO Gancho de Proceso Transversal 5,5, Izq., Grande

1119.9924 CREO Gancho de Proceso Transversal 5,5, Der.

1119.9925 CREO Gancho de Proceso Transversal 5,5, Izq.

1119.9927 CREO Gancho Pedicular 5,5, Pequeño

1119.9928 CREO Gancho Pedicular 5,5, Mediano

1119.9929 CREO Gancho Pedicular 5,5, Grande

1119.9932 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado, Der., Grande

1119.9933 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado, Izq., Grande

1119.9934 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado, Der.

1119.9935 CREO Gancho de Proceso Transversal Roscado, Izq.

1119.9937 CREO Gancho Pedicular Roscado, Mediano

1119.9938 CREO Gancho Pedicular Roscado, Grande

1119.9939 CREO Gancho Pedicular Roscado, Extra Grande

1119.9940 CREO Gancho Laminar 5,5, Angosto, Pequeño

1119.9941 CREO Gancho Laminar 5,5, Angosto, Mediano

1119.9942 CREO Gancho Laminar 5,5, Angosto, Grande

1119.9944 CREO Gancho Laminar 5,5, Pequeño

1119.9945 CREO Gancho Laminar 5,5, Mediano

1119.9946 CREO Gancho Laminar 5,5, Grande

1119.9948 CREO Gancho Laminar 5,5, Ancho, Pequeño

1119.9949 CREO Gancho Laminar 5,5, Ancho, Mediano

1119.9950 CREO Gancho Laminar 5,5, Ancho, Grande

1119.9952 CREO Gancho Laminar 5,5, Cuerpo Alto, Pequeño

1119.9953 CREO Gancho Laminar 5,5, Cuerpo Alto, Mediano

1119.9954 CREO Gancho Laminar 5,5, Cuerpo Alto, Grande

1119.9955 CREO Gancho Laminar 5,5 Angulado, Pequeño

1119.9956 CREO Gancho Laminar 5,5 Angulado, Mediano

1119.9957 CREO Gancho Laminar 5,5 Angulado, Grande

1119.9980 CREO Gancho Laminar 5,5, Offset, Der.

1119.9983 CREO Gancho Laminar 5,5, Offset, Izq.

1119.9992 CREO Gancho Laminar 5,5, 30° Offset, Der., Grande

1119.9994 CREO Gancho Laminar 5,5, 30° Offset, Izq., Mediano

1120.2200 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Aleación de Titanio, 200mm de Largo

1120.2300 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Aleación de Titanio, 300mm de Largo

1120.2400 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Aleación de Titanio, 400mm de Largo

1120.2500 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Aleación de Titanio, 500mm de Largo

1120.2600 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1120.3730 6,0mm Barra Precontorneada, Aleación de Titanio, 300mm de Largo

1120.3745 6,0mm Barra Precontorneada, Aleación de Titanio, 450mm de Largo

1120.3760 6,0mm Barra Precontorneada, Aleación de Titanio, 600mm de Largo

1134.5010 CREO Tapón de Bloqueo MIS

1134.5100 CREO Tulipa Poliaxial Modular MIS, Reducción 30mm

1134.5110 CREO Tulipa Poliaxial Modular MIS, Reducción 10mm

1134.5030 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo

1134.5035 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo

1134.5040 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo

1134.5045 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo

1134.5050 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo

1134.5055 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo

1134.5060 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo

1134.5065 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo

1134.5070 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo

1134.5075 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo

1134.5080 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo

1134.5085 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo

1134.5090 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo

1134.5095 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo

1134.5100 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo

1134.5105 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 105mm de Largo

1134.5110 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 110mm de Largo

1134.5115 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 115mm de Largo

1134.5120 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 120mm de Largo

1134.5125 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo

1134.5130 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 130mm de Largo

1134.5135 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 135mm de Largo

1134.5140 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 140mm de Largo

1134.5145 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 145mm de Largo  
1134.5150 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo  
1134.5160 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 160mm de Largo  
1134.5170 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 170mm de Largo  
1134.5180 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 180mm de Largo  
1134.5190 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 190mm de Largo  
1134.5200 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 200mm de Largo  
1134.5210 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 210mm de Largo  
1134.5220 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 220mm de Largo  
1134.5230 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 230mm de Largo  
1134.5240 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 240mm de Largo  
1134.5250 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 250mm de Largo  
1134.5260 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 260mm de Largo  
1134.5270 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 270mm de Largo  
1134.5280 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 280mm de Largo  
1134.5290 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 290mm de Largo  
1134.5300 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 300mm de Largo  
1134.5350 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 350mm de Largo  
1134.5400 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 400mm de Largo  
1134.5450 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 450mm de Largo  
1134.5500 CREO Barra Recta MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 500mm de Largo  
1134.6040 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo  
1134.6045 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo  
1134.6050 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo  
1134.6055 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo  
1134.6060 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo

1134.6065 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo  
1134.6070 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo  
1134.6075 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo  
1134.6080 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo  
1134.6085 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo  
1134.6090 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo  
1134.6095 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo  
1134.6100 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo  
1134.6105 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 105mm de Largo  
1134.6110 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 110mm de Largo  
1134.6115 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 115mm de Largo  
1134.6120 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 120mm de Largo  
1134.6125 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo  
1134.6130 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 130mm de Largo  
1134.6135 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 135mm de Largo  
1134.6140 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 140mm de Largo  
1134.6145 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 145mm de Largo  
1134.6150 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo  
1134.6160 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 160mm de Largo  
1134.6170 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 170mm de Largo  
1134.6180 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 180mm de Largo  
1134.6190 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 190mm de Largo  
1134.6200 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 200mm de Largo  
1134.6210 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 210mm de Largo  
1134.6220 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 220mm de Largo  
1134.6230 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 230mm de Largo

1134.6240 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 240mm de Largo  
1134.6250 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 250mm de Largo  
1134.6260 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 260mm de Largo  
1134.6270 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 270mm de Largo  
1134.6280 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 280mm de Largo  
1134.6290 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 290mm de Largo  
1134.6300 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 300mm de Largo  
1134.6350 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 350mm de Largo  
1134.6400 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 400mm de Largo  
1134.6450 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 450mm de Largo  
1134.6500 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 500mm de Largo  
1134.6550 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 550mm de Largo  
1134.6600 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 600mm de Largo  
1134.6650 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 650mm de Largo  
1134.6700 CREO Barra Recta MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 700mm de Largo  
1134.7030 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 30mm de Largo  
1134.7035 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo  
1134.7040 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo  
1134.7045 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo  
1134.7050 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo  
1134.7055 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo  
1134.7060 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo  
1134.7065 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo  
1134.7070 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo  
1134.7075 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo  
1134.7080 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo

1134.7085 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo  
1134.7090 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo  
1134.7095 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo  
1134.7100 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo  
1134.7105 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 105mm de Largo  
1134.7110 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 110mm de Largo  
1134.7115 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 115mm de Largo  
1134.7120 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 120mm de Largo  
1134.7125 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo  
1134.7130 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 130mm de Largo  
1134.7135 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 135mm de Largo  
1134.7140 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 140mm de Largo  
1134.7145 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 145mm de Largo  
1134.7150 CREO Barra Curva MIS 5,5mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo  
1134.8040 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 40mm de Largo  
1134.8045 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 45mm de Largo  
1134.8050 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 50mm de Largo  
1134.8055 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo  
1134.8060 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 60mm de Largo  
1134.8065 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 65mm de Largo  
1134.8070 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 70mm de Largo  
1134.8075 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 75mm de Largo  
1134.8080 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 80mm de Largo  
1134.8085 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 85mm de Largo  
1134.8090 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 90mm de Largo  
1134.8095 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 95mm de Largo

1134.8100 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 100mm de Largo  
1134.8105 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 105mm de Largo  
1134.8110 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 110mm de Largo  
1134.8115 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 115mm de Largo  
1134.8120 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 120mm de Largo  
1134.8125 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 125mm de Largo  
1134.8130 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 130mm de Largo  
1134.8135 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 135mm de Largo  
1134.8140 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 140mm de Largo  
1134.8145 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 145mm de Largo  
1134.8150 CREO Barra Curva MIS 6,0mm, Aleación de Titanio, 150mm de Largo  
1175.1152 Conector Cerrado En Línea, 5,5-6,35 a 5,5-6.35, 2 Tornillos de Fijación  
1175.1554 Conector Cerrado En Línea con Barra Integrada de 5,5, 5,5-6.35, 400mm  
1175.1604 Conector Cerrado En Línea con Barra Integrada de 6,0, 5,5-6.35, 400mm  
1175.1634 Conector Cerrado En Línea con Barra Integrada 6,35, 5,5-6.35, 400mm  
1175.2551 Barra en Z, Aleación de Titanio, Barra 5,5, 12mm Offset, 100mm-200mm  
1175.2601 Barra en Z, Aleación de Titanio, Barra 6,0, 12mm Offset, 100mm-200mm  
1175.2631 Barra en Z, Aleación de Titanio, Barra 6,35, 12mm Offset, 100mm-200mm  
1175.5422 Conector Lateral Abierto-Cerrado, 5,5-6.35 a 5,5-6.35, 2 Tornillos de Fijación, 12mm Ancho  
1175.5510 Barra de Cabeza Recta, 5,5, 40mm  
1175.5511 Barra de Cabeza Recta, 5,5, 45mm  
1175.5512 Barra de Cabeza Recta, 5,5, 50mm  
1175.5514 Barra de Cabeza Recta, 5,5, 200mm  
1175.5520 Barra de Cabeza Lateral, Der., 5,5, 75mm  
1175.5521 Barra de Cabeza Lateral, Der., 5,5, 80mm  
1175.5522 Barra de Cabeza Lateral, Der., 5,5, 85mm

1175.5524 Barra de Cabeza Lateral, Der., 5,5, 230mm

1175.5525 Barra de Cabeza Lateral, Izq., 5,5, 75mm

1175.5526 Barra de Cabeza Lateral, Izq., 5,5, 80mm

1175.5527 Barra de Cabeza Lateral, Izq., 5,5, 85mm

1175.5529 Barra de Cabeza Lateral, Izq., 5,5, 230mm

1175.5530 Barra de Cabeza Superior, Offset Completo, 5,5, 75mm

1175.5531 Barra de Cabeza Superior, Offset Completo, 5,5, 80mm

1175.5532 Barra de Cabeza Superior, Offset Completo, 5,5, 85mm

1175.5534 Barra de Cabeza Superior, Offset Completo, 5,5, 230mm

1175.5535 Barra de Cabeza Superior, Medio Offset, 5,5, 75mm

1175.5536 Barra de Cabeza Superior, Medio Offset, 5,5, 80mm

1175.5537 Barra de Cabeza Superior, Medio Offset, 5,5, 85mm

1175.5539 Barra de Cabeza Superior, Medio Offset, 5,5, 230mm

1175.5841 Conector Lateral Cerrado-Cerrado, 5,5-6.35 a 5,5-6.35, 4 Tornillos de Presión, 9mm de ancho

1175.6255 Conector Lateral Cabeza-Abierta Modular, 5,5-6.35

1175.6355 Conector Superior Cabeza-Abierta Modular, 5,5-6.35

1175.7202 Cabeza Modular - Conector Lateral de Carga Superior, 5,5 Carga Superior

1175.7952 Conector Lateral de Carga Superior- Cabeza Simple, Cabeza 5,5-6,0 a Carga Superior 5,5

1175.9214 Conector Lateral Abierto – Cabeza Simple, Cabeza 5,5-6,0 a 5,5-6.35 Abierta, 12mm de ancho

1175.9913 Conector en Línea Cabeza Doble, 5,5-6,0 a 5,5-6,0

1175.9933 Conector Lateral Cabeza Doble, 5,5-6,0 a 5,5-6,0, 12mm de ancho

5067.0220 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 20mm o

5067.0222 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 20mm

5067.0225 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 25mm

5067.0227 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 25mm

5067.0230 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 30mm

5067.0232 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 30mm

5067.0235 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 35mm

5067.0237 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 35mm

5067.0240 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 40mm

5067.0242 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 40mm

5067.0245 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 45mm

5067.0247 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 45mm

5067.0320 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 20mm

5067.0322 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 20mm

5067.0325 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 25mm

5067.0327 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 25mm

5067.0330 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 30mm

5067.0332 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 30mm

5067.0335 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 35mm

5067.0337 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 35mm

5067.0340 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 40mm

5067.0342 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 40mm

5067.0345 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 45mm

5067.0347 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 45mm

5067.0350 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 4,5 x 50mm

5067.0352 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 4,5 x 50mm

5067.0420 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 20mm

5067.0422 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 20mm

5067.0425 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 25mm

5067.0427 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 25mm

5067.0430 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 30mm

5067.0432 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 30mm

5067.0435 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 35mm

5067.0437 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 35mm

5067.0440 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 40mm

5067.0442 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 40mm

5067.0445 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 45mm

5067.0447 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 45mm

5067.0450 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 50mm

5067.0452 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 50mm

5067.0455 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,0 x 55mm

5067.0457 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,0 x 55mm

5067.0525 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 25mm

5067.0527 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 25mm

5067.0530 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 5,5 x 30mm

5067.0532 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 30mm

5067.0535 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 35mm

5067.0537 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 35mm

5067.0540 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 40mm

5067.0542 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 40mm

5067.0545 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 45mm

5067.0547 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 45mm

5067.0550 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 50mm

5067.0552 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 50mm

5067.0555 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 55mm

5067.0557 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 55mm

5067.0560 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 5,5 x 60mm

5067.0562 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 5,5 x 60mm

5067.0625 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 25mm

5067.0627 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 25mm

5067.0630 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 30mm

5067.0632 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 30mm

5067.0635 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 35mm

5067.0637 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 35mm

5067.0640 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 40mm

5067.0642 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 40mm

5067.0645 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 45mm

5067.0647 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 45mm

5067.0650 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 50mm

5067.0652 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 50mm

5067.0655 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 55mm

5067.0657 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 55mm

5067.0660 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 60mm

5067.0662 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 60mm

5067.0665 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 6,5 x 65mm

5067.0667 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 6,5 x 65mm

5067.0725 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 25mm

5067.0727 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 25mm

5067.0730 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 30mm

5067.0732 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 30mm

5067.0735 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 35mm

5067.0737 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 35mm

5067.0740 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 40mm

5067.0742 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 40mm

5067.0745 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 45mm

5067.0747 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 45mm

5067.0750 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 50mm

5067.0752 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 50mm

5067.0755 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 55mm

5067.0757 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 55mm

5067.0760 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 60mm

5067.0762 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 60mm

5067.0765 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 65mm

5067.0767 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 65mm

5067.0770 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 70mm

5067.0772 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 70mm

5067.0775 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 75mm

5067.0777 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 75mm

5067.0780 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 80mm

5067.0782 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 80mm

5067.0785 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 85mm

5067.0787 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 85mm

5067.0790 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 7,5 x 90mm

5067.0792 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 7,5 x 90mm

5067.0825 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 25mm

5067.0827 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 25mm

5067.0830 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 30mm

5067.0832 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 30mm

5067.0835 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 35mm

5067.0837 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 35mm

5067.0840 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 40mm

5067.0842 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 40mm

5067.0845 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 45mm

5067.0847 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4.75, 8.5 x 45mm

5067.0850 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 50mm

5067.0852 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 50mm

5067.0855 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 55mm

5067.0857 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 55mm

5067.0860 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 60mm

5067.0862 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 60mm

5067.0865 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 65mm

5067.0867 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 65mm

5067.0870 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 70mm

5067.0872 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 70mm

5067.0875 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 75mm

5067.0877 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 75mm

5067.0880 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 80mm

5067.0882 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 80mm

5067,0885 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 85mm

5067,0887 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 85mm

5067,0890 CREO Tornillo Monoaxial 4.75, 8.5 x 90mm

5067,0892 CREO Tornillo Monoaxial 4.75 Roscado 8.5 x 90mm

5067.1710 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 100mm, Preensablado

5067.1711 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 110mm, Preensablado

5067.1712 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 120mm, Preensablado

5067.1720 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 20mm, Preensamblado  
5067.1725 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 25mm, Preensamblado  
5067.1730 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 30mm, Preensamblado  
5067.1735 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 35mm, Preensamblado  
5067.1740 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 40mm, Preensamblado  
5067.1745 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 45mm, Preensamblado  
5067.1750 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 50mm, Preensamblado  
5067.1755 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 55mm, Preensamblado  
5067.1760 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 60mm, Preensamblado  
5067.1765 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 65mm, Preensamblado  
5067.1770 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 70mm, Preensamblado  
5067.1775 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 75mm, Preensamblado  
5067.1780 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 80mm, Preensamblado  
5067.1785 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 85mm, Preensamblado  
5067.1790 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 90mm, Preensamblado  
5067.1795 CREO Tornillo 4.75, 7,5 x 95mm, Preensamblado  
5067.1810 CREO Tornillo 4.75, 8,5 x 100mm, Preensamblado  
5067.1811 CREO Tornillo 4.75, 8,5 x 110mm, Preensamblado  
5067.1812 CREO Tornillo 4.75, 8,5 x 120mm, Preensamblado  
5067.1820 CREO Tornillo 4.75, 8,5 x 20mm, Preensamblado  
5067.1825 CREO Tornillo 4.75, 8,5 x 25mm, Preensamblado  
5067.1830 CREO Tornillo 4.75, 8,5 x 30mm, Preensamblado  
5067.1835 CREO Tornillo 4.75, 8,5 x 35mm, Preensamblado  
5067.1840 CREO Tornillo 4.75, 8,5 x 40mm, Preensamblado  
5067.1845 CREO Tornillo 4.75, 8,5 x 45mm, Preensamblado  
5067.1850 CREO Tornillo 4.75, 8,5 x 50mm, Preensamblado

5067.1855 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 55mm, Preensamblado  
5067.1860 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 60mm, Preensamblado  
5067.1865 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 65mm, Preensamblado  
5067.1870 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 70mm, Preensamblado  
5067.1875 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 75mm, Preensamblado  
5067.1880 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 80mm, Preensamblado  
5067.1885 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 85mm, Preensamblado  
5067.1890 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 90mm, Preensamblado  
5067.1895 CREO Tornillo 4.75, 8.5 x 95mm, Preensamblado  
5067.1910 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 100mm, Preensamblado  
5067.1911 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 110mm, Preensamblado  
5067.1912 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 120mm, Preensamblado  
5067.1920 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 20mm, Preensamblado  
5067.1925 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 25mm, Preensamblado  
5067.1930 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 30mm, Preensamblado  
5067.1935 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 35mm, Preensamblado  
5067.1940 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 40mm, Preensamblado  
5067.1945 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 45mm, Preensamblado  
5067.1950 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 50mm, Preensamblado  
5067.1955 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 55mm, Preensamblado  
5067.1960 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 60mm, Preensamblado  
5067.1965 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 65mm, Preensamblado  
5067.1970 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 70mm, Preensamblado  
5067.1975 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 75mm, Preensamblado  
5067.1980 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 80mm, Preensamblado  
5067.1985 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 85mm, Preensamblado

5067.1990 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 90mm, Preensamblado

5067.1995 CREO Tornillo 4.75, 9,5 x 95mm, Preensamblado

5067.2110 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 100mm, Preensamblado

5067.2111 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 110mm, Preensamblado

5067.2112 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 120mm, Preensamblado

5067.2130 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 30mm, Preensamblado

5067.2135 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 35mm, Preensamblado

5067.2140 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 40mm, Preensamblado

5067.2145 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 45mm, Preensamblado

5067.2150 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 50mm, Preensamblado

5067.2155 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 55mm, Preensamblado

5067.2160 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 60mm, Preensamblado

5067.2165 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 65mm, Preensamblado

5067.2170 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 70mm, Preensamblado

5067.2175 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 75mm, Preensamblado

5067.2180 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 80mm, Preensamblado

5067.2185 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 85mm, Preensamblado

5067.2190 CREO Tornillo DOD 4.75, 10.5 - 9,0 x 90mm, Preensamblado

5067.2210 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 100mm, Preensamblado

5067.2230 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 30mm, Preensamblado

5067.2235 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 35mm, Preensamblado

5067.2240 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 40mm, Preensamblado

5067.2245 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 45mm, Preensamblado

5067.2250 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 50mm, Preensamblado

5067.2255 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 55mm, Preensamblado

5067.2260 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 60mm, Preensamblado  
5067.2265 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 65mm, Preensamblado  
5067.2270 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 70mm, Preensamblado  
5067.2275 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 75mm, Preensamblado  
5067.2280 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 80mm, Preensamblado  
5067.2285 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 85mm, Preensamblado  
5067.2290 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 90mm, Preensamblado  
5067.2295 CREO Tornillo DOD 4.75, 8,0 - 6,5 x 95mm, Preensamblado  
5067.2530 CREO Tornillo DOD 4.75, 5,5 - 4,5 x 30mm, Preensamblado  
5067.2535 CREO Tornillo DOD 4.75, 5,5 - 4,5 x 35mm, Preensamblado  
5067.2540 CREO Tornillo DOD 4.75, 5,5 - 4,5 x 40mm, Preensamblado  
5067.2545 CREO Tornillo DOD 4.75, 5,5 - 4,5 x 45mm, Preensamblado  
5067.2550 CREO Tornillo DOD 4,75, 5,5 – 4,5 x 50mm, Preensamblado  
5067.2555 CREO Tornillo DOD 4,75, 5,5 – 4,5 x 55mm, Preensamblado  
5067.2560 CREO Tornillo DOD 4,75, 5,5 – 4,5 x 60mm, Preensamblado  
5067.2630 CREO Tornillo DOD 4,75, 6,5 - 5,0 x 30mm, Preensamblado  
5067.2635 CREO Tornillo 4,75, 6,5 – 5,0 x 35mm DOD, Preensamblado  
5067.2640 CREO Tornillo 4,75, 6,5 – 5,0 x 40mm DOD, Preensamblado  
5067.2645 CREO Tornillo 4,75, 6,5 - 5,0 x 45mm DOD, Preensamblado  
5067.2650 CREO Tornillo 4,75, 6,5 - 5,0 x 50mm DOD, Preensamblado  
5067.2655 CREO Tornillo 4,75, 6,5 - 5,0 x 55mm DOD, Preensamblado  
5067.2660 CREO Tornillo 4,75, 6,5 - 5,0 x 60mm DOD, Preensamblado  
5067.2665 CREO Tornillo 4,75, 6,5 - 5,0 x 65mm DOD, Preensamblado  
5067.2710 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 100mm DOD, Preensamblado  
5067.2730 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 30mm DOD, Preensamblado  
5067.2735 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 35mm DOD, Preensamblado

5067.2740 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 40mm DOD, Preensamblado  
5067.2745 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 45mm DOD, Preensamblado  
5067.2750 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 50mm DOD, Preensamblado  
5067.2755 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 55mm DOD, Preensamblado  
5067.2760 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 60mm DOD, Preensamblado  
5067.2765 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 65mm DOD, Preensamblado  
5067.2770 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 70mm DOD, Preensamblado  
5067.2775 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 75mm DOD, Preensamblado  
5067.2780 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 80mm DOD, Preensamblado  
5067.2785 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 85mm DOD, Preensamblado  
5067.2790 CREO Tornillo 4,75, 7,5 - 6,0 x 90mm DOD, Preensamblado  
5067.2810 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 100mm DOD, Preensamblado  
5067.2830 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 30mm DOD, Preensamblado  
5067.2835 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 35mm DOD, Preensamblado  
5067.2840 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 40mm DOD, Preensamblado  
5067.2845 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 45mm DOD, Preensamblado  
5067.2850 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 50mm DOD, Preensamblado  
5067.2855 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 55mm DOD, Preensamblado  
5067.2860 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 60mm DOD, Preensamblado  
5067.2865 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 65mm DOD, Preensamblado  
5067.2870 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 70mm DOD, Preensamblado  
5067.2875 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 75mm DOD, Preensamblado  
5067.2880 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 80mm DOD, Preensamblado  
5067.2885 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 85mm DOD, Preensamblado  
5067.2890 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 90mm DOD, Preensamblado  
5067.2895 CREO Tornillo 4,75, 8,5 - 7,0 x 95mm DOD, Preensamblado

5067.2910 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 100mm DOD, Preensamblado

5067.2911 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 110mm DOD, Preensamblado

5067.2912 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 120mm DOD, Preensamblado

5067.2930 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 30mm DOD, Preensamblado

5067.2935 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 35mm DOD, Preensamblado

5067.2940 CREO 4,75, 9,5 - 8,0 x 40mm DOD, Preensamblado

5067.2945 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 45mm DOD, Preensamblado

5067.2950 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 50mm DOD, Preensamblado

5067.2955 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 55mm DOD, Preensamblado

5067.2960 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 60mm DOD, Preensamblado

5067.2965 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 65mm DOD, Preensamblado

5067.2970 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 70mm DOD, Preensamblado

5067.2975 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 75mm DOD, Preensamblado

5067.2980 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 80mm DOD, Preensamblado

5067.2985 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 85mm DOD, Preensamblado

5067.2990 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 90mm DOD, Preensamblado

5067.2995 CREO Tornillo 4,75, 9,5 - 8,0 x 95mm DOD, Preensamblado

5067.3222 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,0 - 4,0 x 20mm, Preensamblado

5067.3227 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,0 - 4,0 x 25mm, Preensamblado

5067.3232 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,0 - 4,0 x 30mm, Preensamblado

5067.3237 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,0 - 4,0 x 35mm, Preensamblado

5067.3322 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,5 - 4,5 x 20mm, Preensamblado

5067.3327 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,5 - 4,5 x 25mm, Preensamblado

5067.3332 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,5 - 4,5 x 30mm, Preensamblado

5067.3337 CREO Tornillo Cortical 4,75, 5,5 - 4,5 x 35mm, Preensamblado

5067.3422 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,0 - 5,0 x 20mm, Preensamblado

5067.3427 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,0 - 5,0 x 25mm, Preensamblado  
5067.3432 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,0 - 5,0 x 30mm, Preensamblado  
5067.3437 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,0 - 5,0 x 35mm, Preensamblado  
5067.3442 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,0 - 5,0 x 40mm, Preensamblado  
5067.3522 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 20mm, Preensamblado  
5067.3527 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 25mm, Preensamblado  
5067.3532 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 30mm, Preensamblado  
5067.3537 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 35mm, Preensamblado  
5067.3542 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 40mm, Preensamblado  
5067.3547 CREO Tornillo Cortical 4,75, 6,5 - 5,5 x 45mm, Preensamblado  
5119.0220 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 20mm  
5119.0222 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 20mm  
5119.0225 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 25mm  
5119.0227 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 25mm  
5119.0230 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 30mm  
5119.0232 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 30mm  
5119.0235 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 35mm  
5119.0237 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 35mm  
5119.0240 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 40mm  
5119.0242 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 40mm  
5119.0245 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,0 x 45mm  
5119.0247 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,0 x 45mm  
5119.0320 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 20mm  
5119.0322 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 20mm  
5119.0325 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 25mm  
5119.0327 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 25mm

5119.0330 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 30mm  
5119.0332 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 30mm  
5119.0335 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 35mm  
5119.0337 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 35mm  
5119.0340 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 40mm  
5119.0342 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 40mm  
5119.0345 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 45mm  
5119.0347 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 45mm  
5119.0350 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 4,5 x 50mm  
5119.0352 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 4,5 x 50mm  
5119.0420 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 20mm  
5119.0422 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 20mm  
5119.0425 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 25mm  
5119.0427 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 25mm  
5119.0430 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 30mm  
5119.0432 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 30mm  
5119.0435 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 35mm  
5119.0437 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 35mm  
5119.0440 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 40mm  
5119.0442 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 40mm  
5119.0445 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 45mm  
5119.0447 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 45mm  
5119.0450 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 50mm  
5119.0452 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 50mm  
5119.0455 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,0 x 55mm  
5119.0457 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,0 x 55mm

5119.0525 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 25mm

5119.0527 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 25mm

5119.0530 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 30mm

5119.0532 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 30mm

5119.0535 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 35mm

5119.0537 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 35mm

5119.0540 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 40mm

5119.0542 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 40mm

5119.0545 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 45mm

5119.0547 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 45mm

5119.0550 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 50mm

5119.0552 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 50mm

5119.0555 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 55mm

5119.0557 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 55mm

5119.0560 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 5,5 x 60mm

5119.0562 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 5,5 x 60mm

5119.0622 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 20mm

5119.0625 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 25mm

5119.0627 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 25mm

5119.0630 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 30mm

5119.0632 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 30mm

5119.0635 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 35mm

5119.0637 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 35mm

5119.0640 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 40mm

5119.0642 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 40mm

5119.0645 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 45mm

5119.0647 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 45mm

5119.0650 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 50mm

5119.0652 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 50mm

5119.0655 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 55mm

5119.0657 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 55mm

5119.0660 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 60mm

5119.0662 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 60mm

5119.0665 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 6,5 x 65mm

5119.0667 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 6,5 x 65mm

5119.0725 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 25mm

5119.0730 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 30mm

5119.0732 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 30mm

5119.0735 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 35mm

5119.0737 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 35mm

5119.0740 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 40mm

5119.0742 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 40mm

5119.0745 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 45mm

5119.0747 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 45mm

5119.0750 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 50mm

5119.0752 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 50mm

5119.0755 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 55mm

5119.0757 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 55mm

5119.0760 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 60mm

5119.0762 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 60mm

5119.0765 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 65mm

5119.0767 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 65mm

5119.0770 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 70mm

5119.0772 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 70mm

5119.0775 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 75mm

5119.0777 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 75mm

5119.0780 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 80mm

5119.0782 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 80mm

5119.0785 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 85mm

5119.0787 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 85mm

5119.0790 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 7,5 x 90mm

5119.0792 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 7,5 x 90mm

5119.0825 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 25mm

5119.0827 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 25mm

5119.0830 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 30mm

5119.0832 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 30mm

5119.0835 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 35mm

5119.0837 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 35mm

5119.0840 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 40mm

5119.0842 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 40mm

5119.0845 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 45mm

5119.0847 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 45mm

5119.0850 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 50mm

5119.0852 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 50mm

5119.0855 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 55mm

5119.0857 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 55mm

5119.0860 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 60mm

5119.0862 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 60mm

5119.0865 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 65mm

5119.0867 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 65mm

5119.0870 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 70mm

5119.0872 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 70mm

5119.0875 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 75mm

5119.0877 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 75mm

5119.0880 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 80mm

5119.0882 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 80mm

5119.0885 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 85mm

5119.0887 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 85mm

5119.0890 CREO Tornillo Monoaxial 5,5, 8,5 x 90mm

5119.0892 CREO Tornillo Monoaxial Roscado 8,5 x 90mm

5119.1110 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 100mm

5119.1111 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 110mm

5119.1112 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 120mm

5119.1116 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 100mm

5119.1117 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 110mm

5119.1118 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 120mm

5119.1130 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 30mm

5119.1132 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 30mm

5119.1135 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 35mm

5119.1137 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 35mm

5119.1140 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 40mm

5119.1142 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 40mm

5119.1145 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 45mm

5119.1147 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 45mm

5119.1150 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 50mm

5119.1152 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 50mm

5119.1155 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 55mm

5119.1157 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 55mm

5119.1160 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 60mm

5119.1162 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 60mm

5119.1165 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 65mm

5119.1167 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 65mm

5119.1170 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 70mm

5119.1172 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 70mm

5119.1175 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 75mm

5119.1177 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 75mm

5119.1180 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 80mm

5119.1182 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 80mm

5119.1185 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 85mm

5119.1187 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 85mm

5119.1190 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 90mm

5119.1192 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 90mm

5119.1195 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 95mm

5119.1197 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 95mm

5119.1220 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 20mm

5119.1222 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 20mm

5119.1225 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 25mm

5119.1227 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 25mm

5119.1230 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 30mm

5119.1232 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 30mm

5119.1235 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 35mm  
5119.1237 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 35mm  
5119.1240 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 40mm  
5119.1242 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 40mm  
5119.1245 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 45mm  
5119.1247 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 45mm  
5119.1250 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 50mm  
5119.1255 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 55mm  
5119.1320 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 20mm  
5119.1322 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 20mm  
5119.1325 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 25mm  
5119.1327 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 25mm  
5119.1330 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 30mm  
5119.1332 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 30mm  
5119.1335 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 35mm  
5119.1337 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 35mm  
5119.1340 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 40mm  
5119.1342 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 40mm  
5119.1345 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 45mm  
5119.1347 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 45mm  
5119.1350 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 50mm  
5119.1352 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 x 50mm  
5119.1355 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 x 55mm  
5119.1420 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 20mm  
5119.1422 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 20mm  
5119.1425 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 25mm

5119.1427 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 25mm  
5119.1430 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 30mm  
5119.1432 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 30mm  
5119.1435 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 35mm  
5119.1437 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 35mm  
5119.1440 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 40mm  
5119.1442 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 40mm  
5119.1445 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 45mm  
5119.1447 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 45mm  
5119.1450 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 50mm  
5119.1452 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 50mm  
5119.1455 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 55mm  
5119.1457 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 55mm  
5119.1460 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 60mm  
5119.1525 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 25mm  
5119.1527 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 25mm  
5119.1530 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 30mm  
5119.1532 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 30mm  
5119.1535 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 35mm  
5119.1537 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 35mm  
5119.1540 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 40mm  
5119.1542 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 40mm  
5119.1545 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 45mm  
5119.1547 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 45mm  
5119.1550 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 50mm  
5119.1552 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 50mm

5119.1555 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 55mm  
5119.1557 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 55mm  
5119.1560 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 60mm  
5119.1562 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 60mm  
5119.1625 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 25mm  
5119.1627 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 25mm  
5119.1630 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 30mm  
5119.1632 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 30mm  
5119.1635 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 35mm  
5119.1637 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 35mm  
5119.1640 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 40mm  
5119.1642 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 40mm  
5119.1645 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 45mm  
5119.1647 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 45mm  
5119.1650 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 50mm  
5119.1652 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 50mm  
5119.1655 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 55mm  
5119.1657 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 55mm  
5119.1660 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 60mm  
5119.1662 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 60mm  
5119.1665 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 65mm  
5119.1667 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 65mm  
5119.1710 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 100mm  
5119.1711 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 110mm  
5119.1712 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 120mm  
5119.1716 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 100mm

5119.1717 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 110mm  
5119.1718 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 120mm  
5119.1725 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 25mm  
5119.1727 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 25mm  
5119.1730 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 30mm  
5119.1732 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 30mm  
5119.1735 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 35mm  
5119.1737 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 35mm  
5119.1740 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 40mm  
5119.1742 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 40mm  
5119.1745 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 45mm  
5119.1747 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 45mm  
5119.1750 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 50mm  
5119.1752 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 50mm  
5119.1755 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 55mm  
5119.1757 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 55mm  
5119.1760 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 60mm  
5119.1762 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 60mm  
5119.1765 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 65mm  
5119.1767 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 65mm  
5119.1770 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 70mm  
5119.1772 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 70mm  
5119.1775 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 75mm  
5119.1777 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 75mm  
5119.1780 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 80mm  
5119.1782 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 80mm

5119.1785 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 85mm  
5119.1787 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 85mm  
5119.1790 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 90mm  
5119.1792 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 90mm  
5119.1795 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 95mm  
5119.1797 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 95mm  
5119.1810 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 100mm  
5119.1811 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 110mm  
5119.1812 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 120mm  
5119.1816 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 100mm  
5119.1817 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 110mm  
5119.1818 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 120mm  
5119.1825 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 25mm  
5119.1827 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 25mm  
5119.1830 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 30mm  
5119.1832 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 30mm  
5119.1835 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 35mm  
5119.1837 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 35mm  
5119.1840 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 40mm  
5119.1842 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 40mm  
5119.1845 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 45mm  
5119.1847 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 45mm  
5119.1850 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 50mm  
5119.1852 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 50mm  
5119.1855 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 55mm  
5119.1857 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 55mm

5119.1860 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 60mm

5119.1862 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 60mm

5119.1865 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 65mm

5119.1867 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 65mm

5119.1870 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 70mm

5119.1872 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 70mm

5119.1875 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 75mm

5119.1877 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 75mm

5119.1880 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 80mm

5119.1882 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 80mm

5119.1885 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 85mm

5119.1887 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 85mm

5119.1890 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 90mm

5119.1892 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 90mm

5119.1895 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 95mm

5119.1897 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 95mm

5119.1910 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 100mm

5119.1911 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 110mm

5119.1912 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 120mm

5119.1916 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 100mm

5119.1917 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 110mm

5119.1918 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 120mm

5119.1930 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 30mm

5119.1932 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 30mm

5119.1935 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 35mm

5119.1937 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 35mm

5119.1940 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 40mm

5119.1942 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 40mm

5119.1945 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 45mm

5119.1947 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 45mm

5119.1950 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 50mm

5119.1952 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 50mm

5119.1955 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 55mm

5119.1957 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 55mm

5119.1960 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 60mm

5119.1962 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 60mm

5119.1965 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 65mm

5119.1967 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 65mm

5119.1970 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 70mm

5119.1972 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 70mm

5119.1975 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 75mm

5119.1977 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 75mm

5119.1980 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 80mm

5119.1982 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 80mm

5119.1985 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 85mm

5119.1987 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 85mm

5119.1990 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 90mm

5119.1992 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 90mm

5119.1995 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 95mm

5119.1997 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 95mm

5119.2025 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 25mm

5119.2027 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 25mm

5119.2030 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 30mm

5119.2032 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 30mm

5119.2035 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 35mm

5119.2037 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 35mm

5119.2038 CREO Tornillo Poliaxial Recubierto por HA Roscado 6,0 x 35mm

5119.2040 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 40mm

5119.2042 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 40mm

5119.2043 CREO Tornillo Poliaxial Recubierto por HA Roscado 6,0 x 40mm

5119.2045 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 45mm

5119.2047 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 45mm

5119.2048 CREO Tornillo Poliaxial Recubierto por HA Roscado 6,0 x 45mm

5119.2050 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 50mm

5119.2052 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 50mm

5119.2053 CREO Tornillo Poliaxial Recubierto por HA Roscado 6,0 x 50mm

5119.2055 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 55mm

5119.2057 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 55mm

5119.2058 CREO Tornillo Poliaxial Recubierto por HA Roscado 6,0 x 55mm

5119.2060 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 60mm

5119.2062 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 60mm

5119.2065 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 65mm

5119.2067 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 65mm

5119.2110 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 100mm

5119.2111 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 110mm

5119.2112 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 120mm

5119.2116 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 100mm

5119.2117 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 110mm

5119.2118 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 120mm

5119.2130 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 30mm

5119.2132 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 30mm

5119.2135 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 35mm

5119.2137 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 35mm

5119.2140 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 40mm

5119.2142 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 40mm

5119.2145 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 45mm

5119.2147 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 45mm

5119.2150 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 50mm

5119.2152 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 50mm

5119.2155 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 55mm

5119.2157 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 55mm

5119.2160 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 60mm

5119.2162 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 60mm

5119.2165 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 65mm

5119.2167 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 65mm

5119.2170 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 70mm

5119.2172 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 70mm

5119.2175 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 75mm

5119.2177 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 75mm

5119.2180 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 80mm

5119.2182 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 80mm

5119.2185 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 85mm

5119.2187 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 85mm

5119.2190 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 90mm

5119.2192 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 90mm

5119.2195 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 95mm

5119.2197 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 95mm

5119.2210 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 100mm

5119.2211 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 110mm

5119.2212 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 120mm

5119.2216 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 100mm

5119.2217 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 110mm

5119.2218 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 120mm

5119.2230 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 30mm

5119.2232 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 30mm

5119.2235 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 35mm

5119.2237 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 35mm

5119.2240 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 40mm

5119.2242 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 40mm

5119.2245 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 45mm

5119.2247 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 45mm

5119.2250 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 50mm

5119.2252 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 50mm

5119.2255 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 55mm

5119.2257 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 55mm

5119.2260 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 60mm

5119.2262 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 60mm

5119.2265 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 65mm

5119.2267 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 65mm

5119.2270 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 70mm

5119.2272 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 70mm

5119.2275 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 75mm

5119.2277 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 75mm

5119.2280 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 80mm

5119.2282 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 80mm

5119.2285 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 85mm

5119.2287 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 85mm

5119.2290 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 90mm

5119.2292 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 90mm

5119.2295 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 95mm

5119.2297 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 95mm

5119.2530 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 30mm

5119.2532 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 30mm

5119.2535 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 35mm

5119.2537 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 35mm

5119.2540 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 40mm

5119.2542 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 40mm

5119.2545 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 45mm

5119.2547 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 45mm

5119.2550 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 50mm

5119.2552 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 50mm

5119.2555 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 55mm

5119.2557 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 55mm

5119.2560 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 x 60mm

5119.2562 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 x 60mm

5119.2630 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 30mm

5119.2632 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 30mm

5119.2635 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 35mm

5119.2637 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 35mm

5119.2640 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 40mm

5119.2642 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 40mm

5119.2645 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 45mm

5119.2647 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 45mm

5119.2650 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 50mm

5119.2652 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 50mm

5119.2655 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 55mm

5119.2657 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 55mm

5119.2660 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 60mm

5119.2662 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 60mm

5119.2665 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 65mm

5119.2667 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 65mm

5119.2670 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 70mm

5119.2675 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 75mm

5119.2680 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 80mm

5119.2685 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 85mm

5119.2690 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 90mm

5119.2710 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 100mm

5119.2730 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 30mm

5119.2732 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 30mm

5119.2735 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 35mm

5119.2737 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 35mm

5119.2740 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 40mm

5119.2742 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 40mm

5119.2745 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 45mm

5119.2747 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 45mm

5119.2750 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 50mm

5119.2752 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 50mm

5119.2755 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 55mm

5119.2757 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 55mm

5119.2760 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 60mm

5119.2762 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 60mm

5119.2765 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 65mm

5119.2767 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 65mm

5119.2770 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 70mm

5119.2775 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 75mm

5119.2780 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 80mm

5119.2785 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 85mm

5119.2790 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 90mm

5119.2810 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 100mm

5119.2811 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 110mm

5119.2812 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 120mm

5119.2816 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 100mm

5119.2817 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 110mm

5119.2818 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 120mm

5119.2830 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 30mm

5119.2832 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 30mm

5119.2835 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 35mm

5119.2837 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 35mm

5119.2840 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 40mm

5119.2842 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 40mm

5119.2845 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 45mm

5119.2847 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 45mm

5119.2850 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 50mm

5119.2852 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 50mm

5119.2855 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 55mm

5119.2857 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 55mm

5119.2860 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 60mm

5119.2862 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 60mm

5119.2865 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 65mm

5119.2867 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 65mm

5119.2870 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 70mm

5119.2872 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 70mm

5119.2875 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 75mm

5119.2877 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 75mm

5119.2880 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 80mm

5119.2882 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 80mm

5119.2885 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 85mm

5119.2887 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 85mm

5119.2890 CREO Tornillo Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 90mm

5119.2892 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 90mm

5119.2895 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 95mm

5119.2897 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 95mm

5119.2910 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 100mm

5119.2911 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 110mm

5119.2912 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 120mm

5119.2916 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 100mm

5119.2917 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 110mm

5119.2918 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 120mm

5119.2930 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 30mm

5119.2932 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 30mm

5119.2935 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 35mm

5119.2937 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 35mm

5119.2940 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 40mm

5119.2942 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 40mm

5119.2945 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 45mm

5119.2947 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 45mm

5119.2950 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 50mm

5119.2952 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 50mm

5119.2955 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 55mm

5119.2957 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 55mm

5119.2960 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 60mm

5119.2962 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 60mm

5119.2965 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 65mm

5119.2967 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 65mm

5119.2970 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 70mm

5119.2972 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 70mm

5119.2975 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 75mm

5119.2977 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 75mm

5119.2980 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 80mm

5119.2982 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 80mm

5119.2985 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 85mm  
5119.2987 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 85mm  
5119.2990 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 90mm  
5119.2992 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 90mm  
5119.2995 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 95mm  
5119.2997 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 95mm  
5119.3222 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,0 - 4,0 x 20mm  
5119.3227 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,0 - 4,0 x 25mm  
5119.3232 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,0 - 4,0 x 30mm  
5119.3237 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,0 - 4,0 x 35mm  
5119.3322 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,5 - 4,5 x 20mm  
5119.3327 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,5 - 4,5 x 25mm  
5119.3332 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,5 - 4,5 x 30mm  
5119.3337 CREO Tornillo Cortical 5,5, 5,5 - 4,5 x 35mm  
5119.3422 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,0 - 5,0 x 20mm  
5119.3427 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,0 - 5,0 x 25mm  
5119.3432 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,0 - 5,0 x 30mm  
5119.3437 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,0 - 5,0 x 35mm  
5119.3442 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,0 - 5,0 x 40mm  
5119.3522 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 20mm  
5119.3527 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 25mm  
5119.3532 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 30mm  
5119.3537 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 35mm  
5119.3542 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 40mm  
5119.3547 CREO Tornillo Cortical 5,5, 6,5 - 5,5 x 45mm  
5119.4425 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 25mm

5119.4430 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 30mm  
5119.4435 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 35mm  
5119.4440 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 40mm  
5119.4445 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 45mm  
5119.4450 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 50mm  
5119.4455 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,0 x 55mm  
5119.4525 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 25mm  
5119.4530 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 30mm  
5119.4535 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 35mm  
5119.4540 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 40mm  
5119.4545 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 45mm  
5119.4550 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 50mm  
5119.4555 CREO Tornillo Canulado 5,5, 5,5 x 55mm  
5119.4625 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 25mm  
5119.4630 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 30mm  
5119.4635 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 35mm  
5119.4640 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 40mm  
5119.4645 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 45mm  
5119.4650 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 50mm  
5119.4655 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 55mm  
5119.4660 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 60mm  
5119.4665 CREO Tornillo Canulado 5,5, 6,5 x 65mm  
5119.4725 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 25mm  
5119.4730 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 30mm  
5119.4735 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 35mm  
5119.4740 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 40mm

5119.4745 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 45mm  
5119.4750 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 50mm  
5119.4755 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 55mm  
5119.4760 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 60mm  
5119.4765 CREO Tornillo Canulado 5,5, 7,5 x 65mm  
5119.4825 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 25mm  
5119.4830 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 30mm  
5119.4835 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 35mm  
5119.4840 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 40mm  
5119.4845 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 45mm  
5119.4850 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 50mm  
5119.4855 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 55mm  
5119.4860 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 60mm  
5119.4865 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 65mm  
5119.4870 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 70mm  
5119.4875 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 75mm  
5119.4880 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 80mm  
5119.4885 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 85mm  
5119.4890 CREO Tornillo Canulado 5,5, 8,5 x 90mm  
5119.5325 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 25mm  
5119.5327 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 25mm  
5119.5330 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 30mm  
5119.5332 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 30mm  
5119.5335 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 35mm  
5119.5337 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 35mm  
5119.5340 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 40mm

5119.5342 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 40mm  
5119.5345 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 45mm  
5119.5347 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 45mm  
5119.5350 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 50mm  
5119.5352 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 50mm  
5119.5355 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 x 55mm  
5119.5357 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 x 55mm  
5119.5425 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 25mm  
5119.5427 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 25mm  
5119.5430 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 30mm  
5119.5432 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 30mm  
5119.5435 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 35mm  
5119.5437 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 35mm  
5119.5440 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 40mm  
5119.5442 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 40mm  
5119.5445 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 45mm  
5119.5447 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 45mm  
5119.5450 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 50mm  
5119.5452 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 50mm  
5119.5455 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 55mm  
5119.5457 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 55mm  
5119.5525 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 25mm  
5119.5527 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 25mm  
5119.5530 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 30mm  
5119.5532 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 30mm  
5119.5535 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 35mm

5119.5537 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 35mm  
5119.5540 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 40mm  
5119.5542 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 40mm  
5119.5545 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 45mm  
5119.5547 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 45mm  
5119.5550 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 50mm  
5119.5552 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 50mm  
5119.5555 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 55mm  
5119.5557 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 55mm  
5119.5625 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 25mm  
5119.5627 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 25mm  
5119.5630 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 30mm  
5119.5632 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 30mm  
5119.5635 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 35mm  
5119.5637 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 35mm  
5119.5640 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 40mm  
5119.5642 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 40mm  
5119.5645 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 45mm  
5119.5647 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 45mm  
5119.5650 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 50mm  
5119.5652 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 50mm  
5119.5655 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 55mm  
5119.5657 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 55mm  
5119.5732 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 7,5 x 30mm  
5119.5737 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 7,5 x 35mm  
5119.5742 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 7,5 x 40mm

5119.5747 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 7,5 x 45mm

5119.5752 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 7,5 x 50mm

5119.6100 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 100mm, Corto

5119.6101 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 110mm, Corto

5119.6102 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 120mm, Corto

5119.6110 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 100mm

5119.6111 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 110mm

5119.6112 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 120mm

5119.6116 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 110mm, Corto

5119.6117 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 120mm, Corto

5119.6118 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 20mm, Corto

5119.6119 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 25mm, Corto

5119.6122 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 20mm, Corto

5119.6123 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 30mm, Corto

5119.6125 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 25mm

5119.6127 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 25mm, Corto

5119.6128 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 20mm, Corto

5119.6129 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 25mm, Corto

5119.6130 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 30mm

5119.6132 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 30mm, Corto

5119.6135 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 35mm

5119.6137 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 35mm, Corto

5119.6140 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 40mm

5119.6142 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 40mm, Corto

5119.6143 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 35mm, Corto

5119.6145 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 45mm

5119.6147 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 45mm, Corto

5119.6148 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 40mm, Corto

5119.6150 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 50mm

5119.6152 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 50mm, Corto

5119.6153 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 45mm, Corto

5119.6155 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 55mm

5119.6157 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 55mm, Corto

5119.6158 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 50mm, Corto

5119.6160 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 60mm

5119.6162 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 60mm, Corto

5119.6163 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 55mm, Corto

5119.6165 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 65mm

5119.6167 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 65mm, Corto

5119.6168 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 60mm, Corto

5119.6170 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 70mm

5119.6172 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 70mm, Corto

5119.6173 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 65mm, Corto

5119.6175 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 75mm

5119.6177 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 75mm, Corto

5119.6178 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 70mm, Corto

5119.6180 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 80mm

5119.6182 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 80mm, Corto

5119.6183 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 75mm, Corto

5119.6185 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 85mm

5119.6187 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 85mm, Corto

5119.6188 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 80mm, Corto

5119.6190 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 90mm

5119.6192 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 90mm, Corto

5119.6193 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 85mm, Corto

5119.6195 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 95mm

5119.6197 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 95mm, Corto

5119.6198 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 90mm, Corto

5119.6199 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 95mm, Corto

5119.6200 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 100mm, Corto

5119.6201 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 100mm, Corto

5119.6202 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 110mm, Corto

5119.6203 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 120mm, Corto

5119.6220 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 20mm

5119.6222 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 20mm, Corto

5119.6225 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 25mm

5119.6227 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 25mm, Corto

5119.6230 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 30mm

5119.6232 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 30mm, Corto

5119.6235 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 35mm

5119.6237 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 35mm, Corto

5119.6240 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 40mm

5119.6242 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 40mm, Corto

5119.6245 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 45mm

5119.6247 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 45mm, Corto

5119.6252 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 50mm, Corto

5119.6257 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 55mm, Corto

5119.6262 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 60mm, Corto

5119.6267 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 65mm, Corto  
5119.6272 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 70mm, Corto  
5119.6277 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 75mm, Corto  
5119.6282 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 80mm, Corto  
5119.6287 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 85mm, Corto  
5119.6292 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 90mm, Corto  
5119.6297 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 95mm, Corto  
5119.6300 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 100mm, Corto  
5119.6301 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 110mm, Corto  
5119.6302 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 120mm, Corto  
5119.6322 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 20mm, Corto  
5119.6325 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 25mm  
5119.6327 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 25mm, Corto  
5119.6330 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 30mm  
5119.6332 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 30mm, Corto  
5119.6335 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 35mm  
5119.6337 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 35mm, Corto  
5119.6340 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 40mm  
5119.6342 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 40mm, Corto  
5119.6345 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 45mm  
5119.6347 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 45mm, Corto  
5119.6352 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 50mm, Corto  
5119.6357 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 55mm, Corto  
5119.6362 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 60mm, Corto  
5119.6367 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 65mm, Corto  
5119.6372 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 70mm, Corto

5119.6377 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 75mm, Corto

5119.6382 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 80mm, Corto

5119.6387 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 85mm, Corto

5119.6392 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 90mm, Corto

5119.6397 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 x 95mm, Corto

5119.6400 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 100mm, Corto

5119.6401 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 110mm, Corto

5119.6402 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 120mm, Corto

5119.6422 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 20mm, Corto

5119.6425 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 25mm

5119.6427 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 25mm, Corto

5119.6430 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 30mm

5119.6432 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 30mm, Corto

5119.6435 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 35mm

5119.6437 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 35mm, Corto

5119.6440 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 40mm

5119.6442 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 40mm, Corto

5119.6445 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 45mm

5119.6447 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 45mm, Corto

5119.6450 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 50mm

5119.6452 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 50mm, Corto

5119.6455 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 55mm

5119.6457 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 55mm, Corto

5119.6462 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 60mm, Corto

5119.6467 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 65mm, Corto

5119.6472 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 70mm, Corto

5119.6477 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 75mm, Corto  
5119.6482 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 80mm, Corto  
5119.6487 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 85mm, Corto  
5119.6492 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 90mm, Corto  
5119.6497 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 95mm, Corto  
5119.6500 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 100mm, Corto  
5119.6501 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 110mm, Corto  
5119.6502 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 120mm, Corto  
5119.6522 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 20mm, Corto  
5119.6525 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 25mm  
5119.6527 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 25mm, Corto  
5119.6530 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 30mm  
5119.6532 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 30mm, Corto  
5119.6535 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 35mm  
5119.6537 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 35mm, Corto  
5119.6540 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 40mm  
5119.6542 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 40mm, Corto  
5119.6545 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 45mm  
5119.6547 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 45mm, Corto  
5119.6550 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 50mm  
5119.6552 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 50mm, Corto  
5119.6555 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 55mm  
5119.6557 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 55mm, Corto  
5119.6562 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 60mm, Corto  
5119.6567 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 65mm, Corto  
5119.6572 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 70mm, Corto

5119.6577 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 75mm, Corto

5119.6582 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 80mm, Corto

5119.6587 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 85mm, Corto

5119.6592 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 90mm, Corto

5119.6597 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 95mm, Corto

5119.6600 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 100mm, Corto

5119.6601 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 110mm, Corto

5119.6602 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 120mm, Corto

5119.6622 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 20mm

5119.6625 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 25mm

5119.6627 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 25mm

5119.6630 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 30mm

5119.6632 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 30mm

5119.6634 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 30mm, Corto

5119.6635 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 35mm

5119.6637 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 35mm

5119.6639 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 35mm, Corto

5119.6640 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 40mm

5119.6642 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 40mm

5119.6644 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 40mm, Corto

5119.6645 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 45mm

5119.6647 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 45mm

5119.6649 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 45mm, Corto

5119.6650 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 50mm

5119.6652 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 50mm

5119.6654 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 50mm, Corto

5119.6655 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 55mm

5119.6657 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 55mm

5119.6659 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 55mm, Corto

5119.6660 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 60mm

5119.6662 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 60mm

5119.6664 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 60mm, Corto

5119.6665 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 65mm

5119.6667 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,0 x 65mm

5119.6669 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 65mm, Corto

5119.6674 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 70mm, Corto

5119.6679 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 75mm, Corto

5119.6684 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 80mm, Corto

5119.6689 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 85mm, Corto

5119.6694 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 90mm, Corto

5119.6699 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 95mm, Corto

5119.6700 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 100mm, Corto

5119.6701 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 110mm, Corto

5119.6702 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 120mm, Corto

5119.6722 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 20mm, Corto

5119.6725 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 25mm

5119.6727 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 25mm, Corto

5119.6730 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 30mm

5119.6732 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 30mm, Corto

5119.6735 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 35mm

5119.6737 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 35mm, Corto

5119.6740 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 40mm

5119.6742 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 40mm, Corto  
5119.6745 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 45mm  
5119.6747 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 45mm, Corto  
5119.6750 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 50mm  
5119.6752 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 50mm, Corto  
5119.6755 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 55mm  
5119.6757 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 55mm, Corto  
5119.6760 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 60mm  
5119.6762 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 60mm, Corto  
5119.6765 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 65mm  
5119.6767 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 65mm, Corto  
5119.6770 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 70mm  
5119.6772 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 70mm, Corto  
5119.6775 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 75mm  
5119.6777 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 75mm, Corto  
5119.6780 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 80mm  
5119.6782 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 80mm, Corto  
5119.6785 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 85mm  
5119.6787 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 85mm, Corto  
5119.6790 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 90mm  
5119.6792 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 90mm, Corto  
5119.6797 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 95mm, Corto  
5119.6800 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 100mm, Corto  
5119.6801 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 110mm, Corto  
5119.6802 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 120mm, Corto  
5119.6822 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 20mm, Corto

5119.6825 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 25mm

5119.6827 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 25mm, Corto

5119.6830 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 30mm

5119.6832 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 30mm, Corto

5119.6835 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 35mm

5119.6837 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 35mm, Corto

5119.6840 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 40mm

5119.6842 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 40mm, Corto

5119.6845 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 45mm

5119.6847 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 45mm, Corto

5119.6850 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 50mm

5119.6852 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 50mm, Corto

5119.6855 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 55mm

5119.6857 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 55mm, Corto

5119.6860 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 60mm

5119.6862 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 60mm, Corto

5119.6865 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 65mm

5119.6867 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 65mm, Corto

5119.6870 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 70mm

5119.6872 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 70mm, Corto

5119.6875 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 75mm

5119.6877 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 75mm, Corto

5119.6880 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 80mm

5119.6882 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 80mm, Corto

5119.6885 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 85mm

5119.6887 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 85mm, Corto

5119.6890 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 90mm

5119.6892 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 90mm, Corto

5119.6897 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 95mm, Corto

5119.6900 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 100mm, Corto

5119.6901 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 110mm, Corto

5119.6902 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 120mm, Corto

5119.6910 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 100mm

5119.6911 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 110mm

5119.6912 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 120mm

5119.6922 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 20mm, Corto

5119.6925 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 25mm

5119.6927 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 25mm, Corto

5119.6930 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 30mm

5119.6932 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 30mm, Corto

5119.6935 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 35mm

5119.6937 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 35mm, Corto

5119.6940 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 40mm

5119.6942 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 40mm, Corto

5119.6945 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 45mm

5119.6947 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 45mm, Corto

5119.6950 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 50mm

5119.6952 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 50mm, Corto

5119.6955 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 55mm

5119.6957 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 55mm, Corto

5119.6960 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 60mm

5119.6962 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 60mm, Corto

5119.6965 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 65mm

5119.6967 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 65mm, Corto

5119.6970 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 70mm

5119.6972 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 70mm, Corto

5119.6975 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 75mm

5119.6977 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 75mm, Corto

5119.6980 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 80mm

5119.6982 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 80mm, Corto

5119.6985 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 85mm

5119.6987 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 85mm, Corto

5119.6990 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 90mm

5119.6992 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 90mm, Corto

5119.6995 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 95mm

5119.6997 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 95mm, Corto

5119.7002 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 100mm, Corto

5119.7003 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 110mm, Corto

5119.7004 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 120mm, Corto

5119.7022 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 20mm, Corto

5119.7027 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 25mm, Corto

5119.7032 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 30mm, Corto

5119.7037 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 35mm, Corto

5119.7042 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 40mm, Corto

5119.7047 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 45mm, Corto

5119.7052 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 50mm, Corto

5119.7057 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 55mm, Corto

5119.7062 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 60mm, Corto

5119.7067 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 65mm, Corto  
5119.7072 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 70mm, Corto  
5119.7077 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 75mm, Corto  
5119.7082 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 80mm, Corto  
5119.7087 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 85mm, Corto  
5119.7092 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 90mm, Corto  
5119.7097 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,0 x 95mm, Corto  
5119.7100 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 100mm, Corto  
5119.7101 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 110mm, Corto  
5119.7102 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 120mm, Corto  
5119.7122 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 20mm, Corto  
5119.7127 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 25mm, Corto  
5119.7132 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 30mm, Corto  
5119.7137 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 35mm, Corto  
5119.7142 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 40mm, Corto  
5119.7147 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 45mm, Corto  
5119.7152 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 50mm, Corto  
5119.7157 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 55mm, Corto  
5119.7162 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 60mm, Corto  
5119.7167 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 65mm, Corto  
5119.7172 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 70mm, Corto  
5119.7177 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 75mm, Corto  
5119.7182 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 80mm, Corto  
5119.7187 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 85mm, Corto  
5119.7192 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 90mm, Corto  
5119.7197 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 10,5 x 95mm, Corto

5119.7200 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 100mm, Corto

5119.7201 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 110mm, Corto

5119.7202 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 120mm, Corto

5119.7222 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 20mm, Corto

5119.7227 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 25mm, Corto

5119.7232 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 30mm, Corto

5119.7237 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 35mm, Corto

5119.7242 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 40mm, Corto

5119.7247 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 45mm, Corto

5119.7252 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 50mm, Corto

5119.7257 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 55mm, Corto

5119.7262 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 60mm, Corto

5119.7267 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 65mm, Corto

5119.7272 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 70mm, Corto

5119.7277 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 75mm, Corto

5119.7282 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 80mm, Corto

5119.7287 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 85mm, Corto

5119.7292 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 90mm, Corto

5119.7297 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,0 x 95mm, Corto

5119.7301 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 110mm, Corto

5119.7302 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 120mm, Corto

5119.7316 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 100mm, Corto

5119.7322 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 20mm, Corto

5119.7325 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 25mm

5119.7327 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 25mm, Corto

5119.7330 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 30mm

5119.7332 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 30mm, Corto

5119.7335 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 35mm

5119.7337 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 35mm, Corto

5119.7340 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 40mm

5119.7342 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 40mm, Corto

5119.7345 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 45mm

5119.7347 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 45mm, Corto

5119.7350 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 50mm

5119.7352 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 50mm, Corto

5119.7355 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 55mm

5119.7357 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 55mm, Corto

5119.7362 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 60mm, Corto

5119.7367 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 65mm, Corto

5119.7372 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 70mm, Corto

5119.7377 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 75mm, Corto

5119.7382 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 80mm, Corto

5119.7387 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 85mm, Corto

5119.7392 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 90mm, Corto

5119.7397 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 x 95mm, Corto

5119.7400 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 100mm, Corto

5119.7401 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 110mm, Corto

5119.7402 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 120mm, Corto

5119.7422 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 20mm, Corto

5119.7425 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 25mm

5119.7427 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 25mm, Corto

5119.7430 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 30mm

5119.7432 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 30mm, Corto

5119.7435 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 35mm

5119.7437 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 35mm, Corto

5119.7440 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 40mm

5119.7442 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 40mm, Corto

5119.7445 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 45mm

5119.7447 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 45mm, Corto

5119.7450 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 50mm

5119.7452 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 50mm, Corto

5119.7455 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 55mm

5119.7457 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 55mm, Corto

5119.7462 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 60mm, Corto

5119.7467 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 65mm, Corto

5119.7472 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 70mm, Corto

5119.7477 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 75mm, Corto

5119.7482 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 80mm, Corto

5119.7487 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 85mm, Corto

5119.7492 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 90mm, Corto

5119.7497 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 95mm, Corto

5119.7500 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 100mm, Corto

5119.7501 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 110mm, Corto

5119.7502 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 120mm, Corto

5119.7522 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 20mm, Corto

5119.7525 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 25mm

5119.7527 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 25mm, Corto

5119.7530 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 30mm

5119.7532 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 30mm, Corto

5119.7535 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 35mm

5119.7537 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 35mm, Corto

5119.7540 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 40mm

5119.7542 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 40mm, Corto

5119.7545 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 45mm

5119.7547 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 45mm, Corto

5119.7550 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 50mm

5119.7552 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 50mm, Corto

5119.7555 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 55mm

5119.7557 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 55mm, Corto

5119.7562 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 60mm, Corto

5119.7567 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 65mm, Corto

5119.7572 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 70mm, Corto

5119.7577 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 75mm, Corto

5119.7582 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 80mm, Corto

5119.7587 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 85mm, Corto

5119.7592 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 90mm, Corto

5119.7597 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 95mm, Corto

5119.7600 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 100mm, Corto

5119.7601 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 110mm, Corto

5119.7602 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 120mm, Corto

5119.7622 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 20mm, Corto

5119.7625 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 25mm

5119.7627 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 25mm, Corto

5119.7630 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 30mm

5119.7632 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 30mm, Corto

5119.7635 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 35mm

5119.7637 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 35mm, Corto

5119.7640 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 40mm

5119.7642 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 40mm, Corto

5119.7645 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 45mm

5119.7647 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 45mm, Corto

5119.7650 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 50mm

5119.7652 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 50mm, Corto

5119.7655 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 55mm

5119.7657 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 55mm, Corto

5119.7662 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 60mm, Corto

5119.7667 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 65mm, Corto

5119.7672 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 70mm, Corto

5119.7677 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 75mm, Corto

5119.7682 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 80mm, Corto

5119.7687 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 85mm, Corto

5119.7692 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 90mm, Corto

5119.7697 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 95mm, Corto

5119.7700 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 100mm, Corto

5119.7701 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 110mm, Corto

5119.7702 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 120mm, Corto

5119.7722 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 20mm, Corto

5119.7727 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 25mm, Corto

5119.7732 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 30mm, Corto

5119.7737 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 35mm, Corto

5119.7742 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 40mm, Corto  
5119.7747 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 45mm, Corto  
5119.7752 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 50mm, Corto  
5119.7757 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 55mm, Corto  
5119.7762 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 60mm, Corto  
5119.7767 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 65mm, Corto  
5119.7772 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 70mm, Corto  
5119.7777 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 75mm, Corto  
5119.7782 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 80mm, Corto  
5119.7787 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 85mm, Corto  
5119.7792 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 90mm, Corto  
5119.7797 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 7,5 x 95mm, Corto  
5119.7800 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 100mm, Corto  
5119.7801 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 110mm, Corto  
5119.7802 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 120mm, Corto  
5119.7822 CREO Roscado Tornillo de Reducción Uniplanar 8,5 x 20mm, Corto  
5119.7827 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 25mm, Corto  
5119.7832 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 30mm, Corto  
5119.7837 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 35mm, Corto  
5119.7842 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 40mm, Corto  
5119.7847 CREO Roscado Tornillo de Reducción Uniplanar 8,5 x 45mm, Corto  
5119.7852 CREO Roscado Tornillo de Reducción Uniplanar 8,5 x 50mm, Corto  
5119.7857 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 55mm, Corto  
5119.7862 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 60mm, Corto  
5119.7869 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 65mm, Corto  
5119.7872 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 70mm, Corto

5119.7877 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 75mm, Corto

5119.7882 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 80mm, Corto

5119.7887 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 85mm, Corto

5119.7892 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 90mm, Corto

5119.7897 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 8,5 x 95mm, Corto

5119.7900 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 100mm, Corto

5119.7901 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 110mm, Corto

5119.7902 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 120mm, Corto

5119.7922 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 20mm, Corto

5119.7927 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 25mm, Corto

5119.7932 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 30mm, Corto

5119.7937 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 35mm, Corto

5119.7942 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 40mm, Corto

5119.7947 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 45mm, Corto

5119.7952 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 50mm, Corto

5119.7957 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 55mm, Corto

5119.7962 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 60mm, Corto

5119.7967 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 65mm, Corto

5119.7972 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 70mm, Corto

5119.7977 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 75mm, Corto

5119.7982 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 80mm, Corto

5119.7987 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 85mm, Corto

5119.7992 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 90mm, Corto

5119.7997 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 9,5 x 95mm, Corto

5120.4424 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 25mm

5120.4429 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 30mm

5120.4434 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 35mm  
5120.4439 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 40mm  
5120.4444 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 45mm  
5120.4449 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 50mm  
5120.4454 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,0 x 55mm  
5120.4524 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 25mm  
5120.4529 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 30mm  
5120.4534 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 35mm  
5120.4539 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 40mm  
5120.4544 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 45mm  
5120.4549 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 50mm  
5120.4554 CREO Tornillo Canulado Roscado 5,5 x 55mm  
5120.4624 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 25mm  
5120.4629 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 30mm  
5120.4634 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 35mm  
5120.4639 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 40mm  
5120.4644 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 45mm  
5120.4649 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 50mm  
5120.4654 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 55mm  
5120.4659 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 60mm  
5120.4664 CREO Tornillo Canulado Roscado 6,5 x 65mm  
5120.4724 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 25mm  
5120.4729 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 30mm  
5120.4734 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 35mm  
5120.4739 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 40mm  
5120.4744 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 45mm

5120.4749 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 50mm  
5120.4754 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 55mm  
5120.4759 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 60mm  
5120.4764 CREO Tornillo Canulado Roscado 7,5 x 65mm  
5120.4824 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 25mm  
5120.4829 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 30mm  
5120.4834 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 35mm  
5120.4839 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 40mm  
5120.4844 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 45mm  
5120.4849 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 50mm  
5120.4854 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 55mm  
5120.4859 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 60mm  
5120.4864 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 65mm  
5120.4869 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 70mm  
5120.4874 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 75mm  
5120.4879 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 80mm  
5120.4884 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 85mm  
5120.4889 CREO Tornillo Canulado Roscado 8,5 x 90mm  
1119.0062 CREO Conector Cruzado 5,5, 58-70mm de Largo  
1119.0086 CREO Conector Cruzado 5,5, 78-90mm de Largo  
1119.5035 Barra Recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 35mm de Largo  
1119.5055 Barra Recta 5,5mm, Aleación de Titanio, 55mm de Largo  
1192.0000 CREO Fenestrado, Tapón de Bloqueo 5,5  
5192.1530 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 30mm  
5192.1535 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 35mm  
5192.1540 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 40mm

5192.1545 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 45mm  
5192.1550 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 50mm  
5192.1555 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 55mm  
5192.1560 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 5,5 x 60mm  
5192.1630 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 30mm  
5192.1635 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 35mm  
5192.1640 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 40mm  
5192.1645 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 45mm  
5192.1650 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 50mm  
5192.1655 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 55mm  
5192.1660 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 60mm  
5192.1665 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 6,5 x 65mm  
5192.1730 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 30mm  
5192.1735 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 35mm  
5192.1740 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 40mm  
5192.1745 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 45mm  
5192.1750 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 50mm  
5192.1755 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 55mm  
5192.1760 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 60mm  
5192.1765 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 65mm  
5192.1770 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 70mm  
5192.1775 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 75mm  
5192.1780 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 80mm  
5192.1785 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 85mm  
5192.1790 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 7,5 x 90mm  
5192.1830 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 30mm

5192.1835 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 35mm

5192.1840 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 40mm

5192.1845 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 45mm

5192.1850 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 50mm

5192.1855 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 55mm

5192.1860 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 60mm

5192.1865 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 65mm

5192.1870 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 70mm

5192.1875 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 75mm

5192.1880 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 80mm

5192.1885 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 85mm

5192.1890 CREO Fenestrado, Tornillo Poliaxial 8,5 x 90mm

9119.0810 CREO Módulo de Barra 5,5

9192.0001 CREO Caja Gráfica de Implantes Fenestrada 5,5

9192.0010 CREO Módulo de Tornillo Poliaxial Fenestrado 5,5

9192.0600 CREO Módulo de Tapón de Bloqueo Fenestrado 5,5

Material de las barras y tornillos: Titanio, estéril

1067.1113S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 100mm

1067.1114S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 110mm

1067.1115S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 120mm

1067.1166S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 65mm

1067.1171S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 70mm

1067.1176S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 75mm

1067.1181S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 80mm

1067.1186S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 85mm

1067.1191S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 90mm

1067.1196S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 10,5 x 95mm  
1067.1226S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,0 x 25mm  
1067.1231S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,0 x 30mm  
1067.1236S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,0 x 35mm  
1067.1241S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,0 x 40mm  
1067.1246S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,0 x 45mm  
1067.1331S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,5 x 30mm  
1067.1336S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,5 x 35mm  
1067.1341S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,5 x 40mm  
1067.1346S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 4,5 x 45mm  
1067.1431S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,0 x 30mm  
1067.1436S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,0 x 35mm  
1067.1441S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,0 x 40mm  
1067.1446S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,0 x 45mm  
1067.1531S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,5 x 30mm  
1067.1536S CREO Tornillo Modular con Recubrimiento HA AMP 5,5 x 35mm  
1067.1541S CREO Tornillo Modular con Recubrimiento HA AMP 5,5 x 40mm  
1067.1546S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,5 x 45mm  
1067.1551S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,5 x 50mm  
1067.1556S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 5,5 x 55mm  
1067.1631S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 30mm  
1067.1636S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 35mm  
1067.1641S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 40mm  
1067.1646S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 45mm  
1067.1651S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 50mm  
1067.1656S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 55mm

1067.1661S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 60mm  
1067.1666S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,5 x 65mm  
1067.1731S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 30mm  
1067.1736S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 35mm  
1067.1741S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 40mm  
1067.1746S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 45mm  
1067.1751S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 50mm  
1067.1756S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 55mm  
1067.1761S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 60mm  
1067.1766S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 65mm  
1067.1771S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 70mm  
1067.1776S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 75mm  
1067.1781S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 80mm  
1067.1786S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 85mm  
1067.1791S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 90mm  
1067.1796S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 7,5 x 95mm  
1067.1813S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 100mm  
1067.1814S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 110mm  
1067.1815S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 120mm  
1067.1831S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 30mm  
1067.1836S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 35mm  
1067.1841S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 40mm  
1067.1846S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 45mm  
1067.1851S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 50mm  
1067.1856S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 55mm  
1067.1861S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 60mm

1067.1866S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 65mm  
1067.1871S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 70mm  
1067.1876S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 75mm  
1067.1881S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 80mm  
1067.1886S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 85mm  
1067.1891S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 90mm  
1067.1896S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 8,5 x 95mm  
1067.1913S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 100mm  
1067.1914S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 110mm  
1067.1915S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 120mm  
1067.1966S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 65mm  
1067.1971S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 70mm  
1067.1976S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 75mm  
1067.1981S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 80mm  
1067.1986S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 85mm  
1067.1991S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 90mm  
1067.1996S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 9,5 x 95mm  
1067.2031S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 30mm  
1067.2036S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 35mm  
1067.2041S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 40mm  
1067.2046S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 45mm  
1067.2051S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 50mm  
1067.2056S CREO AMP Tornillo Modular con Recubrimiento HA 6,0 x 55mm  
1067.4331S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 4,5 x 30mm  
1067.4336S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 4,5 x 35mm  
1067.4341S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 4,5 x 40mm

1067.4346S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 4,5 x 45mm  
1067.4431S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,0 x 30mm  
1067.4436S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,0 x 35mm  
1067.4441S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,0 x 40mm  
1067.4446S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,0 x 45mm  
1067.4531S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 30mm  
1067.4536S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 35mm  
1067.4541S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 40mm  
1067.4546S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 45mm  
1067.4551S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 50mm  
1067.4556S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 5,5 x 55mm  
1067.4631S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 30mm  
1067.4636S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 35mm  
1067.4641S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 40mm  
1067.4646S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 45mm  
1067.4651S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 50mm  
1067.4656S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 55mm  
1067.4661S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 60mm  
1067.4666S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 6,5 x 65mm  
1067.4731S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 30mm  
1067.4736S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 35mm  
1067.4741S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 40mm  
1067.4746S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 45mm  
1067.4751S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 50mm  
1067.4756S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 55mm  
1067.4761S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 60mm

1067.4766S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 7,5 x 65mm  
1067.4831S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 30mm  
1067.4836S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 35mm  
1067.4841S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 40mm  
1067.4846S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 45mm  
1067.4851S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 50mm  
1067.4856S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 55mm  
1067.4861S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 60mm  
1067.4866S CREO AMP Tornillo Modular Canulado con Recubrimiento HA 8,5 x 65mm  
5067.0421S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 20mm  
5067.0424S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 22,5mm  
5067.0426S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 25mm  
5067.0429S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 27,5mm  
5067.0431S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 30mm  
5067.0434S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 32,5mm  
5067.0436S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 35mm  
5067.0439S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 37,5mm  
5067.0441S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 40mm  
5067.0444S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 42,5mm  
5067.0446S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 45mm  
5067.0451S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 50mm  
5067.0456S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,0 x 55mm  
5067.0521S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 20mm  
5067.0524S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 22,5mm  
5067.0526S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 25mm  
5067.0529S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 27,5mm

5067.0531S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 30mm

5067.0534S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 32,5mm

5067.0536S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 35mm

5067.0539S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 37,5mm

5067.0541S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 40mm

5067.0544S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 42,5mm

5067.0546S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 45mm

5067.0551S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 50mm

5067.0556S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 5,5 x 55mm

5067.0621S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 20mm

5067.0624S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 22,5mm

5067.0626S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 25mm

5067.0629S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 27,5mm

5067.0631S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 30mm

5067.0634S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 32,5mm

5067.0636S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 35mm

5067.0639S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 37,5mm

5067.0641S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 40mm

5067.0644S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 42,5mm

5067.0646S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 45mm

5067.0651S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 50mm

5067.0656S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,5 x 55mm

5067.0721S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 20mm

5067.0724S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 22,5mm

5067.0726S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 25mm

5067.0729S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 27,5mm

5067.0731S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 30mm

5067.0734S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 32,5mm

5067.0736S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 35mm

5067.0739S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 37,5mm

5067.0741S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 40mm

5067.0744S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 42,5mm

5067.0746S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 45mm

5067.0751S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 50mm

5067.0756S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 7,5 x 55mm

5067.1021S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 20mm

5067.1024S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 22,5mm

5067.1026S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 25mm

5067.1029S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 27,5mm

5067.1031S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 30mm

5067.1034S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 32,5mm

5067.1036S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 35mm

5067.1039S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 37,5mm

5067.1041S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 40mm

5067.1044S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 42,5mm

5067.1046S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 45mm

5067.1051S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 50mm

5067.1056S CREO Tornillo Monoaxial con Recubrimiento HA 4,75, 6,0 x 55mm

5119.1226S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,0 x 25mm

5119.1228S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,0 x 25mm

5119.1231S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,0 x 30mm

5119.1233S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,0 x 30mm

5119.1236S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,0 x 35mm

5119.1238S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,0 x 35mm

5119.1241S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,0 x 40mm

5119.1243S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,0 x 40mm

5119.1246S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,0 x 45mm

5119.1248S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,0 x 45mm

5119.1331S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,5 X 30mm

5119.1333S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,5 X 30mm

5119.1336S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,5 X 35mm

5119.1338S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,5 X 35mm

5119.1341S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,5 X 40mm

5119.1343S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,5 X 40mm

5119.1346S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 4,5 X 45mm

5119.1348S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 4,5 X 45mm

5119.1431S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,0 x 30mm

5119.1433S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,0 x 30mm

5119.1436S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,0 x 35mm

5119.1438S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,0 x 35mm

5119.1441S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,0 x 40mm

5119.1443S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,0 x 40mm

5119.1446S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,0 x 45mm

5119.1448S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,0 x 45mm

5119.1531S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 30mm

5119.1533S CREO Roscado 5,5 x 30mm Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA

5119.1536S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 35mm

5119.1538S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,5 x 35mm

5119.1541S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 40mm

5119.1543S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,5 x 40mm

5119.1546S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 45mm

5119.1548S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,5 x 45mm

5119.1551S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 50mm

5119.1553S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,5 x 50mm

5119.1556S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 5,5 x 55mm

5119.1558S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 5,5 x 55mm

5119.1631S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 30mm

5119.1633S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 30mm

5119.1636S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 35mm

5119.1638S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 35mm

5119.1641S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 40mm

5119.1643S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 40mm

5119.1646S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 45mm

5119.1648S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 45mm

5119.1651S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 50mm

5119.1653S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 50mm

5119.1656S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 55mm

5119.1658S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 55mm

5119.1661S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 60mm

5119.1663S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 60mm

5119.1666S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,5 x 65mm

5119.1668S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,5 x 65mm

5119.1731S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 30mm

5119.1733S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 30mm

5119.1736S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 35mm

5119.1738S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 35mm

5119.1741S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 40mm

5119.1743S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 40mm

5119.1746S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 45mm

5119.1748S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 45mm

5119.1751S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 50mm

5119.1753S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 50mm

5119.1756S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 55mm

5119.1758S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 55mm

5119.1761S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 60mm

5119.1763S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 60mm

5119.1766S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 7,5 x 65mm

5119.1768S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 7,5 x 65mm

5119.1831S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 30mm

5119.1833S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 30mm

5119.1836S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 35mm

5119.1838S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 35mm

5119.1841S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 40mm

5119.1843S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 40mm

5119.1846S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 45mm

5119.1848S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 45mm

5119.1851S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 50mm

5119.1853S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 50mm

5119.1856S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 55mm

5119.1858S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 55mm

5119.1861S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 60mm  
5119.1863S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 60mm  
5119.1866S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 8,5 x 65mm  
5119.1868S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 8,5 x 65mm  
5119.2031S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 30mm  
5119.2033S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA Roscado 6,0 x 30mm  
5119.2036S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 35mm  
5119.2041S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 40mm  
5119.2046S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 45mm  
5119.2051S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 50mm  
5119.2056S CREO Tornillo Poliaxial con Recubrimiento HA 5,5, 6,0 x 55mm

Cajas metálicas:

9067.0024 CREO Instrumentos de Desrotación CoCr Roscados 4.75  
9067.0401 CREO Caja Gráfica de Implantes Degen CoCr Roscados 4.75  
9067.0402 CREO Caja Gráfica de Implantes de Diámetro Externo Dual CoCr Roscados 4.75  
9067.0403 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad CoCr Roscados 4.75  
9067.0404 CREO Caja Gráfica de Tornillos Uniplanares CoCr Roscados 4.75  
9067.0407 CREO Caja Gráfica de Instrumentos Degen CoCr Roscados 4.75  
9067.0414 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos Degen CoCr Roscados 4.75  
9067.0420 CREO AMP Caja Gráfica de Implantes Degen CoCr Roscados 4.75  
9067.0423 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad CoCr Roscados 4.75  
9067.0427 CREO AMP QUAD Módulo de Cabeza de Tornillo Doble CoCr Roscado 4.75  
9134.0710 CREO MIS Módulo de Barras 5,5mm CoCr  
9134.0910 CREO MIS Módulo de Barras 6,0mm CoCr  
9146.0001 CREO Caja Gráfica de Implantes Degen Roscados CoCr  
9146.0002 CREO Caja Gráfica de Implantes de Diámetro Externo Dual Roscados CoCr

9146.0003 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad Roscados CoCr  
9146.0004 CREO Caja Gráfica de Tornillos Uniplanares Roscados CoCr  
9146.0008 CREO Caja Gráfica de Implantes Ilíacos Roscados CoCr  
9146.0009 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Reducción Roscados CoCr  
9146.0010 CREO AMP Caja Gráfica de Implantes Degen Roscados CoCr  
9146.0019 CREO AMP Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Reducción Roscados CoCr  
9146.0027 CREO AMP QUAD Módulo de Cabeza de Tornillo Doble Roscado CoCr  
9146.0401 CREO Caja Gráfica de Implantes Degen Roscados CoCr 5,5  
9146.0402 CREO Caja Gráfica de Implantes de Diámetro Externo Dual CoCr 5,5  
9146.0403 CREO Caja Gráfica de Instrumentos e Implantes de Deformidad CoCr 5,5  
9146.0404 CREO Caja Gráfica de Tornillos Uniplanares CoCr 5,5  
9146.0408 CREO Caja Gráfica de Implantes Ilíacos CoCr 5,5  
9146.0409 CREO Caja Gráfica de Tornillos de Diámetro Pequeño CoCr 5,5  
9146.0410 CREO AMP Módulo de Tulipa Poliaxial CoCr 5,5

Material de las barras y tornillos: CoCr, No estéril:

5067.1132 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1137 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1142 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1147 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1152 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1157 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1162 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1167 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1172 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1177 CREO Tornillo Poliaxial, 4.75 Roscado 10.5 x 75mm Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5067.1182 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1187 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1192 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 10.5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1222 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1227 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1232 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1237 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1242 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1247 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1252 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1257 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1322 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1327 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1332 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1337 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1342 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1347 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1352 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 4,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1422 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1427 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1432 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1437 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1442 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1447 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1452 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1457 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1527 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1532 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1537 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1542 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1547 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1552 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1557 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1562 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 5,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1627 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1632 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1637 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1642 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1647 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1652 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1657 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1662 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1667 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1727 CREO Tornillo Poliaxial 25mm 4.75 Roscado 7,5 x, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1732 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1737 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1742 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1747 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1752 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1757 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1762 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1767 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1772 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1777 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1782 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1787 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1792 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 7,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1827 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1832 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1837 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1842 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1847 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1852 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1857 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1862 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1867 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1872 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1877 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1882 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1887 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1892 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 8.5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1932 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1937 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1942 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1947 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1952 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1957 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1962 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1967 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1972 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1977 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1982 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1987 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.1992 CREO Tornillo Poliaxial 4.75 Roscado 9,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2116 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2117 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2118 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2132 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2137 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2142 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2147 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2152 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2157 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2162 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2167 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2172 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2177 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2182 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2187 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2192 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2197 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 10.5 - 9,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2216 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2232 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2237 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2242 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2247 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2252 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2257 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2262 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2267 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2272 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2277 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2282 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2287 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2292 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2297 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 8,0 - 6,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2532 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 5,5 - 4,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2537 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 5,5 - 4,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2542 CREO Tornillo DOD 4.75 Roscado 5,5 - 4,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5067.2547 CREO Tornillo DOD 4,75 Roscado 5,5 – 4,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2552 CREO Tornillo DOD 4,75 Roscado 5,5 – 4,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2557 CREO Tornillo DOD 4,75 Roscado 5,5 – 4,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2562 CREO Tornillo DOD 4,75 Roscado 5,5 – 4,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2632 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 – 5,0 x 30mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2637 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 – 5,0 x 35mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2642 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 40mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2647 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 45mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2652 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 50mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2657 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 55mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2662 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 60mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2667 CREO Tornillo 4,75 Roscado 6,5 - 5,0 x 65mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2716 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 100mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2732 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 30mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2737 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 35mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2742 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 40mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2747 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 45mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2752 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 50mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2757 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 55mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2762 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 60mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2767 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 65mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2772 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 70mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2777 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 75mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2782 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 80mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2787 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 85mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2792 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 90mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2797 CREO Tornillo 4,75 Roscado 7,5 - 6,0 x 95mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2816 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 100mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2832 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 30mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2837 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 35mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2842 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 40mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2847 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 45mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2852 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 50mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2857 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 55mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2862 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 60mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2867 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 65mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2872 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 70mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2877 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 75mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2882 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 80mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2887 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 85mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2892 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 90mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2897 CREO Tornillo 4,75 Roscado 8,5 - 7,0 x 95mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2916 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 100mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2917 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 110mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2918 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 120mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2932 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 30mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2937 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 35mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2942 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 40mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2947 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 45mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2952 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 50mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2957 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 55mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2962 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 60mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2967 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 65mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2972 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 70mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2977 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 75mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2982 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 80mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2987 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 85mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2992 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 90mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.2997 CREO Tornillo 4,75 Roscado 9,5 - 8,0 x 95mm DOD, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5327 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5332 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5337 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,75 4,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5342 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5347 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5352 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5357 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 4,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5427 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5432 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5437 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5442 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5447 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5452 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5527 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5532 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5537 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5542 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5547 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5552 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5557 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5627 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5632 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5637 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5642 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5647 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5652 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

5067.5657 CREO Tornillo Uniplanar 4,75 Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Vástago Ti

7067.0110 CREO AMP Tulipa Poliaxial Roscada 4.75, CoCr

7067.0165 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Rosc. 4.75, Der., CoCr

7067.0166 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Rosc. 4.75, Izq., CoCr

7067.5030 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 30mm de Largo

7067.5035 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 35mm de Largo  
7067.5040 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo  
7067.5045 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo  
7067.5050 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo  
7067.5055 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo  
7067.5060 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo  
7067.5065 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo  
7067.5070 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo  
7067.5075 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo  
7067.5080 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo  
7067.5085 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo  
7067.5090 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo  
7067.5095 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo  
7067.5100 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo  
7067.5125 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo  
7067.5150 Barra Recta 4,75mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo  
7067.6200 Barra Punta Hexagonal 4,75mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo  
7067.6300 Barra Punta Hexagonal 4,75mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo  
7067.6400 Barra Punta Hexagonal 4,75mm, Cromo Cobalto, 400mm de Largo  
7067.6500 Barra Punta Hexagonal 4,75mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo  
7067.6600 Barra Punta Hexagonal 4,75mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo  
7067.7030 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 30mm de Largo  
7067.7035 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 35mm de Largo  
7067.7040 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo  
7067.7045 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo  
7067.7050 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo

7067.7055 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

7067.7060 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo

7067.7065 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo

7067.7070 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo

7067.7075 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

7067.7080 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo

7067.7085 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo

7067.7090 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo

7067.7095 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo

7067.7100 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

7067.7125 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

7067.7150 Barra Curva 4,75mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo

7067.8200 Barra con Cabeza 4,75mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo CREO AMP

7067.8745 Barra Precontorneada 4,75mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo

7067.8935 Barra Cónica 3.5 (350mm) - 4,75 (250mm), Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7067.8955 Barra Cónica 4,75 (350mm) - 5,5 (250mm), Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7067.8960 Barra Cónica 4,75 (350mm) - 6.0 (250mm), Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7067.8963 Barra Cónica 4,75 (350mm) - 6.35 (250mm), Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7067.8965 Barra Cónica 4,75 (350mm) - 6.5 (250mm), Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7119.5020 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 20mm de Largo

7119.5025 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 25mm de Largo

7119.5030 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 30mm de Largo

7119.5035 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 35mm de Largo

7119.5040 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo

7119.5045 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo

7119.5050 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo

7119.5055 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

7119.5060 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo

7119.5065 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo

7119.5070 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo

7119.5075 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

7119.5080 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo

7119.5085 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo

7119.5090 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo

7119.5095 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo

7119.5100 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

7119.5125 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

7119.5150 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo

7119.5201 Barra Recta ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7119.5301 Barra Recta ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo

7119.5500 Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7119.5501 Barra Recta ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7119.5601 Barra Recta ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7119.6200 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7119.6203 Barra con Punta Hexagonal Simple ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7119.6300 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo

7119.6303 Barra con Punta Hexagonal Simple ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo

7119.6400 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Cromo Cobalto, 400mm de Largo

7119.6500 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7119.6503 Barra con Punta Hexagonal Simple ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7119.6600 Barra con Punta Hexagonal 5,5mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7119.6603 Barra con Punta Hexagonal Simple ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7119.7020 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 20mm de Largo

7119.7025 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 25mm de Largo

7119.7030 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 30mm de Largo

7119.7035 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 35mm de Largo

7119.7040 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo

7119.7045 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo

7119.7050 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo

7119.7055 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

7119.7060 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo

7119.7065 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo

7119.7070 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo

7119.7075 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

7119.7080 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo

7119.7085 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo

7119.7090 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo

7119.7095 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo

7119.7100 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

7119.7125 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

7119.7150 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo

7119.7200 Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7119.8741 Barra Precontorneada ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo

7119.8761 Barra Precontorneada ESR 5,5mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7119.8935 Barra Cónica 3.5 (150mm) - 5,5 (650mm), Cromo Cobalto, 800mm de Largo

7120.1500 Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7120.2200 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo

7120.2300 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo

7120.2400 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Cromo Cobalto, 400mm de Largo

7120.2500 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo

7120.2600 Barra con Punta Hexagonal 6,0mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7120.2603 Barra con Punta Hexagonal Simple ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7120.3031 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 30mm de Largo

7120.3036 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 35mm de Largo

7120.3041 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo

7120.3046 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo

7120.3051 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo

7120.3056 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo

7120.3061 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo

7120.3066 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo

7120.3071 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo

7120.3076 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo

7120.3081 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo

7120.3086 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo

7120.3091 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo

7120.3096 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo

7120.3101 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo

7120.3126 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo

7120.3151 Barra Curva ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo

7120.3730 Barra Precontorneada 6,0mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo

7120.3741 Barra Precontorneada ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo

7120.3745 Barra Precontorneada 6,0mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo

7120.3760 Barra Precontorneada 6,0mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7120.3761 Barra Precontorneada ESR 6,0mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo

7134.5040 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo  
7134.5045 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo  
7134.5050 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo  
7134.5055 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo  
7134.5060 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo  
7134.5065 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo  
7134.5070 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo  
7134.5075 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo  
7134.5080 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo  
7134.5085 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo  
7134.5090 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo  
7134.5095 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo  
7134.5100 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo  
7134.5105 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 105mm de Largo  
7134.5110 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 110mm de Largo  
7134.5115 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 115mm de Largo  
7134.5120 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 120mm de Largo  
7134.5125 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo  
7134.5130 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 130mm de Largo  
7134.5135 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 135mm de Largo  
7134.5140 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 140mm de Largo  
7134.5145 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 145mm de Largo  
7134.5150 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo  
7134.5160 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 160mm de Largo  
7134.5170 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 170mm de Largo  
7134.5180 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 180mm de Largo

7134.5190 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 190mm de Largo  
7134.5200 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo  
7134.5210 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 210mm de Largo  
7134.5220 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 220mm de Largo  
7134.5230 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 230mm de Largo  
7134.5240 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 240mm de Largo  
7134.5250 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 250mm de Largo  
7134.5260 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 260mm de Largo  
7134.5270 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 270mm de Largo  
7134.5280 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 280mm de Largo  
7134.5290 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 290mm de Largo  
7134.5300 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo  
7134.5350 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 350mm de Largo  
7134.5400 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 400mm de Largo  
7134.5450 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo  
7134.5500 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo  
7134.5550 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 550mm de Largo  
7134.5600 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo  
7134.5650 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 650mm de Largo  
7134.5700 CREO MIS Barra Recta 5,5mm, Cromo Cobalto, 700mm de Largo  
7134.6040 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo  
7134.6045 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo  
7134.6050 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo  
7134.6055 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo  
7134.6060 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo  
7134.6065 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo

7134.6070 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo  
7134.6075 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo  
7134.6080 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo  
7134.6085 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo  
7134.6090 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo  
7134.6095 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo  
7134.6100 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo  
7134.6105 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 105mm de Largo  
7134.6110 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 110mm de Largo  
7134.6115 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 115mm de Largo  
7134.6120 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 120mm de Largo  
7134.6125 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo  
7134.6130 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 130mm de Largo  
7134.6135 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 135mm de Largo  
7134.6140 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 140mm de Largo  
7134.6145 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 145mm de Largo  
7134.6150 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo  
7134.6160 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 160mm de Largo  
7134.6170 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 170mm de Largo  
7134.6180 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 180mm de Largo  
7134.6190 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 190mm de Largo  
7134.6200 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 200mm de Largo  
7134.6210 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 210mm de Largo  
7134.6220 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 220mm de Largo  
7134.6230 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 230mm de Largo  
7134.6240 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 240mm de Largo

7134.6250 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 250mm de Largo  
7134.6260 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 260mm de Largo  
7134.6270 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 270mm de Largo  
7134.6280 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 280mm de Largo  
7134.6290 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 290mm de Largo  
7134.6300 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 300mm de Largo  
7134.6350 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 350mm de Largo  
7134.6400 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 400mm de Largo  
7134.6450 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 450mm de Largo  
7134.6500 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 500mm de Largo  
7134.6550 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 550mm de Largo  
7134.6600 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 600mm de Largo  
7134.6650 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 650mm de Largo  
7134.6700 CREO MIS Barra Recta 6,0mm, Cromo Cobalto, 700mm de Largo  
7134.7040 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo  
7134.7045 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo  
7134.7050 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo  
7134.7055 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo  
7134.7060 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo  
7134.7065 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo  
7134.7070 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo  
7134.7075 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo  
7134.7080 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo  
7134.7085 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo  
7134.7090 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo  
7134.7095 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo

7134.7100 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo  
7134.7105 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 105mm de Largo  
7134.7110 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 110mm de Largo  
7134.7115 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 115mm de Largo  
7134.7120 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 120mm de Largo  
7134.7125 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo  
7134.7130 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 130mm de Largo  
7134.7135 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 135mm de Largo  
7134.7140 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 140mm de Largo  
7134.7145 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 145mm de Largo  
7134.7150 CREO MIS Barra Curva 5,5mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo  
7134.8040 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 40mm de Largo  
7134.8045 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 45mm de Largo  
7134.8050 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 50mm de Largo  
7134.8055 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 55mm de Largo  
7134.8060 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 60mm de Largo  
7134.8065 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 65mm de Largo  
7134.8070 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 70mm de Largo  
7134.8075 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 75mm de Largo  
7134.8080 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 80mm de Largo  
7134.8085 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 85mm de Largo  
7134.8090 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 90mm de Largo  
7134.8095 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 95mm de Largo  
7134.8100 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 100mm de Largo  
7134.8105 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 105mm de Largo  
7134.8110 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 110mm de Largo

7134.8115 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 115mm de Largo  
7134.8120 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 120mm de Largo  
7134.8125 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 125mm de Largo  
7134.8130 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 130mm de Largo  
7134.8135 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 135mm de Largo  
7134.8140 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 140mm de Largo  
7134.8145 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 145mm de Largo  
7134.8150 CREO MIS Barra Curva 6,0mm, Cromo Cobalto, 150mm de Largo

7146.0100 CREO AMP Tulipa Poliaxial 5,5, CoCr

7146.0110 CREO AMP Tulipa Poliaxial Roscada, CoCr

7146.0165 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Rosc., Der., CoCr

7146.0166 CREO AMP QUAD Cabeza de Tornillo Doble Rosc., Izq., CoCr

7175.2551 Barra en Z, CoCr, Barra 5,5, 12mm Offset, 100mm-200mm

7175.2601 Barra en Z, CoCr, Barra 6,0, 12mm Offset, 100mm-200mm

7175.2631 Barra en Z, CoCr, Barra 6.35, 12mm Offset, 100mm-200mm

Material de las barras y tornillos: CoCr-Titanio, No estéril:

5146.1110 CREO Tornillo Poliaxial, 5,5, 10,5 x 100mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1111 CREO Tornillo Poliaxial, 5,5, 10,5 x 110mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1112 CREO Tornillo Poliaxial, 5,5, 10,5 x 120mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1116 CREO Tornillo Poliaxial Roscado, 10,5 x 100mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1117 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1118 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1130 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1132 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1135 CREO Tornillo Poliaxial 5,5 10,5 x 35mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1137 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 35mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1140 CREO Tornillo Poliaxial 5,5 10,5 x 40mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1142 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1145 CREO Tornillo Poliaxial 5,5 10,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1147 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1150 CREO, Tornillo Poliaxial 5,5 10,5 x 50mm Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1152 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1155 CREO Tornillo Poliaxial 5,5 10,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1157 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1160 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1162 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1165 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1167 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1170 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1172 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1175 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1177 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1180 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1182 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1185 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1187 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1190 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1192 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1195 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 10,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1197 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 10,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1220 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1222 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1225 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1227 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1230 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1232 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1235 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1237 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1240 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1242 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1245 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1247 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1250 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1255 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1320 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1322 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1325 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1327 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1330 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1332 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1335 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1337 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1340 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1342 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1345 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1347 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1350 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1352 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1355 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1420 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1422 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1425 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1427 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1430 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1432 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1435 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1437 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1440 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1442 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1445 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1447 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1450 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1452 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1455 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1457 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1460 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1525 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1527 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1530 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1532 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1535 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1537 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1540 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1542 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1545 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1547 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1550 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1552 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1555 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1557 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1560 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 5,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1562 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 5,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1625 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1627 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1630 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1632 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1635 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1637 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1640 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1642 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1645 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1647 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1650 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1652 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1655 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1657 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1660 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1662 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1665 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1667 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1710 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1711 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1712 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1716 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1717 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1718 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1725 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1727 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1730 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1732 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1735 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1737 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1740 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1742 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1745 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1747 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1750 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1752 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1755 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1757 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1760 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1762 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1765 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1767 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1770 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1772 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1775 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1777 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1780 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1782 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1785 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1787 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1790 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1792 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1795 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 7,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1797 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 7,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1810 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1811 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1812 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1816 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1817 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1818 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1825 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1827 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1830 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1832 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1835 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1837 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1840 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1842 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1845 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1847 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1850 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1852 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1855 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1857 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1860 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1862 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1865 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1867 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1870 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1872 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1875 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1877 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1880 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1882 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1885 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1887 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1890 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1892 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1895 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 8,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1897 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 8,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1910 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1911 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1912 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1916 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1917 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1918 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1930 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1932 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1935 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1937 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1940 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1942 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1945 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1947 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1950 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1952 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1955 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1957 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1960 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1962 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1965 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1967 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1970 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1972 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1975 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1977 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1980 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1982 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1985 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1987 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1990 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1992 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1995 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 9,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.1997 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 9,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2025 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2027 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2030 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2032 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2035 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2037 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2040 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2042 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2045 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2047 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2050 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2055 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2057 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2060 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2062 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2065 CREO Tornillo Poliaxial 5,5, 6,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2067 CREO Tornillo Poliaxial Roscado 6,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2110 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2111 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2112 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2116 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2117 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2118 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2130 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2132 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2135 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2137 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2140 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2142 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2145 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2147 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2150 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2152 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2155 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2157 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2160 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2162 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2165 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2167 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2170 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2172 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2175 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2177 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2180 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2182 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2185 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2187 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2190 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2192 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2195 CREO Tornillo DOD 5,5, 10,5 - 9,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2197 CREO Tornillo DOD Roscado 10,5 - 9,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2210 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2211 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2212 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2216 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2217 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2218 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2230 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2232 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2235 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2237 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2240 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2242 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2245 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2247 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2250 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2252 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2255 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2257 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2260 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2262 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2265 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2267 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2270 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2272 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2275 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2277 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2280 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2282 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2285 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2287 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2290 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2292 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2295 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,0 - 6,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2297 CREO Tornillo DOD Roscado 8,0 - 6,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2530 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2532 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2535 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2537 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2540 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2542 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2545 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2547 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2550 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2552 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2555 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2557 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2560 CREO Tornillo DOD 5,5, 5,5 - 4,5 X 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2562 CREO Tornillo DOD Roscado 5,5 - 4,5 X 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2630 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2632 CREO Tornillo DOD Roscado 6.5 - 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2635 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2637 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2640 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2642 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2645 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2647 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2650 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2652 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2655 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2657 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2660 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2662 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2665 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2667 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2670 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2672 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2675 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2677 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2680 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2682 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2685 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2687 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2690 CREO Tornillo DOD 5,5, 6,5 - 5,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2692 CREO Tornillo DOD Roscado 6,5 - 5,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2710 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2716 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2730 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2732 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2735 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2737 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2740 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2742 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2745 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2747 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2750 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2752 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2755 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2757 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2760 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2762 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2765 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2767 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2770 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2772 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2775 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2777 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2780 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2782 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2785 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2787 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2790 CREO Tornillo DOD 5,5, 7,5 - 6,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2792 CREO Tornillo DOD Roscado 7,5 - 6,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2810 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2811 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2812 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2816 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2817 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2818 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2830 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2832 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2835 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2837 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2840 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2842 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2845 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2847 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2850 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2852 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2855 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2857 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2860 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2862 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2865 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2867 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2870 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2872 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2875 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2877 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2880 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2882 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2885 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2887 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2890 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2892 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2895 CREO Tornillo DOD 5,5, 8,5 - 7,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2897 CREO Tornillo DOD Roscado 8,5 - 7,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2910 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2911 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2912 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2916 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2917 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2918 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2930 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2932 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2935 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2937 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2940 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2942 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2945 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2947 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2950 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2952 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2955 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2957 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2960 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2962 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2965 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2967 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2970 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2972 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2975 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2977 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2980 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2982 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2985 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2987 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2990 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2992 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2995 CREO Tornillo DOD 5,5, 9,5 - 8,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.2997 CREO Tornillo DOD Roscado 9,5 - 8,0 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5027 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5032 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5037 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5042 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5047 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5052 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5057 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5325 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5327 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5330 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5332 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5335 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5337 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5340 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5342 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5345 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5347 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5350 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5352 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5355 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5357 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5425 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5427 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5430 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5432 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5435 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5437 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5440 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5442 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5445 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5447 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5450 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5452 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5455 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5525 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5527 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5530 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5532 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5535 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5537 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5540 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5542 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5545 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5547 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5550 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5552 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5555 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5557 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5625 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5627 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5630 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5632 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5635 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5637 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5640 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5642 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5645 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5647 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5650 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5652 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5655 CREO Tornillo Uniplanar 5,5, 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.5657 CREO Tornillo Uniplanar Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6110 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6111 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6112 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6125 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6130 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6135 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6140 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6145 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6150 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6155 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6160 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6165 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6170 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6175 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6180 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6185 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6190 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6195 CREO Tornillo de Reducción Roscado 10,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6220 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 20mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6225 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6230 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6235 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6240 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6245 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6325 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6330 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6335 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6340 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6345 CREO Tornillo de Reducción Roscado 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6425 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6430 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6435 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6440 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6445 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6450 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6455 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6525 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6530 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6535 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6540 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6545 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6550 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6555 CREO Tornillo de Reducción Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6625 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6630 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6635 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6640 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6645 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6650 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6655 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6660 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6665 CREO Tornillo de Reducción Roscado 6,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6725 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6730 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6735 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6740 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6745 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6750 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6755 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6760 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6765 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6770 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6775 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6780 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6785 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6790 CREO Tornillo de Reducción Roscado 7,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6825 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6830 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6835 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6840 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6845 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6850 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6855 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6860 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6865 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6870 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6875 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6880 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6885 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6890 CREO Tornillo de Reducción Roscado 8,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6910 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 100mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6911 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 110mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6912 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 120mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6925 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6930 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6935 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6940 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6945 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6950 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6955 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6960 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 60mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6965 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 65mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6970 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 70mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6975 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 75mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6980 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 80mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6985 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 85mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6990 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 90mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.6995 CREO Tornillo de Reducción Roscado 9,5 x 95mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7325 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7330 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7335 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7340 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7345 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7350 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7355 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 4,5 X 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

5146.7425 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7430 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7435 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7440 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7445 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7450 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7455 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,0 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7525 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7530 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7535 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7540 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7545 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7550 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7555 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 5,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7625 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 25mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7630 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 30mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7635 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 35mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7640 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 40mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7645 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 45mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7650 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 50mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti  
5146.7655 CREO Tornillo de Reducción Uniplanar Roscado 6,5 x 55mm, Cabeza CoCr, Cuello Ti

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No aplica

Forma de presentación: Envase individual

Implantes envasados

Instrumental

Método de esterilización: Radiación gamma

Nombre del fabricante:

GLOBUS MEDICAL, INC

Lugar de elaboración:

2560 General Armistead Ave, Valley Forge Business Center, Audubon, PA 19403 USA.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-1882-69, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-0047-3110-004938-20-1