



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 4657

BUENOS AIRES, 10 MAY 2017.

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-2761-15-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma IPMAG S.A solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1029-59, denominado: Sistema de Reemplazo de Articulación para Cadera. Marca: COVISION.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **4657**

ARTÍCULO 1º.- Revalídase la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1029-59, denominado: Sistema de Reemplazo de Articulación para Cadera marca: COVISION, propiedad de la firma IPMAG S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT Nº 7931 de fecha 23 de noviembre de 2011, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1029-59, denominado: Sistema de Reemplazo de Articulación para Cadera. Marca: COVISION.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1029-59.


ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Autorización de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente 1-47-3110-2761-15-2

DISPOSICIÓN Nº

JB

4657


Dr. ROBERTO LEDEZMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **4657**, a los efectos de su anexado en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1029-59 y de acuerdo a lo solicitado por la firma IPMAG S.A. la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre descriptivo: Sistema de Reemplazo de Articulación para Cadera.

Marca del producto médico: COVISION.

Clase de Riesgo: III.

Disposición Autorizante ANMAT N° 7931 de fecha 23 de noviembre de 2011.

Tramitado por Expediente N° 1-47-14119/11-4.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	23 de noviembre de 2016	23 de noviembre de 2021
Modelos	TROY PULIDO 02.9001 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 8 02.9002 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 9 02.9003 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 10 02.9004 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 11 02.9005 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY	TROY PULIDO 02.9001 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 8 02.9002 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 9 02.9003 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 10 02.9004 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY CR.CO. DIAMETRO 11 02.9005 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

CR.CO. DIAMETRO 12 02.9006 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY	CR.CO. DIAMETRO 12 02.9006 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY
CR.CO. DIAMETRO 13 02.9007 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY	CR.CO. DIAMETRO 13 02.9007 TALLO CEMENTADO PULIDO TROY
CR.CO. DIAMETRO 14 TALLO CON	CR.CO. DIAMETRO 14 TALLO CON
COLLAR TROY	COLLAR TROY
02.9058 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 8	02.9058 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 8
02.9059 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 9	02.9059 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 9
02.9060 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 10	02.9060 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 10
02.9061 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 11	02.9061 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 11
02.9062 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 12	02.9062 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 12
02.9063 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 13	02.9063 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 13
02.9064 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 14	02.9064 TALLO CON CUELLO TROY CR.CO. TALLA 14
TALLOS RECTOS (ACERO INOXIDABLE)	TALLOS RECTOS (ACERO INOXIDABLE)
02.0007 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 7.50 MM	02.0007 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 7.50 MM
02.0010 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 10.0 MM	02.0010 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 10.0 MM
02.0011 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 11.25 MM	02.0011 PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 11.25 MM

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

02.0012	PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 12.50 MM	02.0012	PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 12.50 MM
02.0013	PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 13.75 MM	02.0013	PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 13.75 MM
02.0015	PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 15.0 MM	02.0015	PROTESIS CADERA TALLO RECTO (ACERO INOX.) 15.0 MM
	TALLO RECTOS		TALLO RECTOS
	(CR.CO.)		(CR.CO.)
02.9008	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 7.5 MM	02.9008	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 7.5 MM
02.9009	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 10 MM	02.9009	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 10 MM
02.9010	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 11.25 MM	02.9010	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 11.25 MM
02.9011	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 12.5 MM	02.9011	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 12.5 MM
02.9012	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 13.75 MM	02.9012	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 13.75 MM
02.9013	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 15 MM	02.9013	PROTESIS CADERA TALLO RECTO CR.CO. 15 MM
	TALLO FEMORAL		TALLO FEMORAL
	CRP (CR.CO)		CRP (CR.CO)
02.5001	TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 35MM	02.5001	TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 35MM
02.5002	TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 35MM	02.5002	TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 35MM
02.5003	TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 35MM	02.5003	TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 35MM
02.5004	TALLO FEMORAL	02.5004	TALLO FEMORAL

E. A.



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 45MM 02.5005 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 45MM 02.5006 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 45MM 02.5007 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 25MM 02.5008 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 25MM 02.5009 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 25MM 02.5010 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 25MM 02.5011 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 35MM 02.5012 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 45MM <p style="text-align: center;">TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CoCr)</p> 02.5040 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 25MM 02.5041 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 35MM 02.5042 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 45MM 02.5043 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 25MM 02.5044 TALLO FEMORAL	CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 45MM 02.5005 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 45MM 02.5006 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 45MM 02.5007 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 25MM 02.5008 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 25MM 02.5009 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 25MM 02.5010 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 25MM 02.5011 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 35MM 02.5012 TALLO FEMORAL CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 45MM <p style="text-align: center;">TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CoCr)</p> 02.5040 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 25MM 02.5041 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 35MM 02.5042 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 10MM CALCAR 45MM 02.5043 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 25MM 02.5044 TALLO FEMORAL
---	---

E. A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 35MM 02.5045 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 45MM 02.5046 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 25MM 02.5047 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 35MM 02.5048 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 45MM 02.5049 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 25MM 02.5050 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 35MM 02.5051 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 45MM <p style="text-align: center;">TAPON</p> <p>ENDOMEDULAR</p> 02.1001 TAPON ENDOMEDULAR 10MM 02.1002 TAPON ENDOMEDULAR 11MM 02.1003 TAPON ENDOMEDULAR 12MM 02.1004 TAPON ENDOMEDULAR 13MM 02.1005 TAPON ENDOMEDULAR 14MM 02.1006 TAPON ENDOMEDULAR 15MM 02.1071 TAPON ENDOMEDULAR 10MM <p style="text-align: center;">CENTRALIZADOR</p> <p>DISTAL CRP</p>	PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 35MM 02.5045 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 12MM CALCAR 45MM 02.5046 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 25MM 02.5047 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 35MM 02.5048 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 14MM CALCAR 45MM 02.5049 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 25MM 02.5050 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 35MM 02.5051 TALLO FEMORAL PULIDO CRP (CR.CO) DIAM. 16MM CALCAR 45MM <p style="text-align: center;">TAPON</p> <p>ENDOMEDULAR</p> 02.1001 TAPON ENDOMEDULAR 10MM 02.1002 TAPON ENDOMEDULAR 11MM 02.1003 TAPON ENDOMEDULAR 12MM 02.1004 TAPON ENDOMEDULAR 13MM 02.1005 TAPON ENDOMEDULAR 14MM 02.1006 TAPON ENDOMEDULAR 15MM 02.1071 TAPON ENDOMEDULAR 10MM <p style="text-align: center;">CENTRALIZADOR</p> <p>DISTAL CRP</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

02.7110	CENTRALIZADOR DISTAL CRP PEQUEÑO (10MM / 12MM)	02.7110	CENTRALIZADOR DISTAL CRP PEQUEÑO (10MM / 12MM)
02.7114	CENTRALIZADO DISTAL CRP GRANDE (14MM / 16MM)	02.7114	CENTRALIZADO DISTAL CRP GRANDE (14MM / 16MM)
	CENTRALIZADO		CENTRALIZADO
	R DISTAL		R DISTAL
02.7101	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 8MM	02.7101	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 8MM
02.7102	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 9MM	02.7102	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 9MM
02.7103	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 10MM	02.7103	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 10MM
02.7104	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 11MM	02.7104	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 11MM
02.7105	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 12MM	02.7105	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 12MM
02.7106	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 13MM	02.7106	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 13MM
02.7107	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 14MM	02.7107	CENTRALIZADOR DISTAL TAMAÑO 14MM
	TALLO		TALLO
	CEMENTADO TROY		CEMENTADO TROY
	PRESSFIT		PRESSFIT
02.1007	TALLO	02.1007	TALLO
	CEMENTADO TROY		CEMENTADO TROY
	PRESSFIT 7MM		PRESSFIT 7MM
02.1008	TALLO	02.1008	TALLO
	CEMENTADO TROY		CEMENTADO TROY
	PRESSFIT 8MM		PRESSFIT 8MM
02.1009	TALLO	02.1009	TALLO
	CEMENTADO TROY		CEMENTADO TROY
	PRESSFIT 9MM		PRESSFIT 9MM
02.1010	TALLO	02.1010	TALLO
	CEMENTADO TROY		CEMENTADO TROY
	PRESSFIT 10MM		PRESSFIT 10MM
02.1011	TALLO	02.1011	TALLO
	NO		NO
	CON		CON



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
PRESSFIT 11MM		PRESSFIT 11MM	
02.1012 TALLO	NO	02.1012 TALLO	NO
CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
PRESSFIT 12MM		PRESSFIT 12MM	
02.1013 TALLO	NO	02.1013 TALLO	NO
CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
PRESSFIT 13MM		PRESSFIT 13MM	
02.1014 TALLO	NO	02.1014 TALLO	NO
CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
PRESSFIT 14MM		PRESSFIT 14MM	
02.1015 TALLO	NO	02.1015 TALLO	NO
CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
PRESSFIT 15MM		PRESSFIT 15MM	
02.1016 TALLO	NO	02.1016 TALLO	NO
CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
PRESSFIT 16MM		PRESSFIT 16MM	
TALLO	NO	TALLO	NO
CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
COBERTURA HA		COBERTURA HA	
02.2007 TALLO	NO	02.2007 TALLO	NO
CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
COBERTURA HA TAMAÑO		COBERTURA HA TAMAÑO	
7MM		7MM	
02.2008 TALLO	NO	02.2008 TALLO	NO
CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
COBERTURA HA TAMAÑO		COBERTURA HA TAMAÑO	
8MM		8MM	
02.2009 TALLO	NO	02.2009 TALLO	NO
CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
COBERTURA HA TAMAÑO		COBERTURA HA TAMAÑO	
9MM		9MM	
02.2010 TALLO	NO	02.2010 TALLO	NO
CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
COBERTURA HA TAMAÑO		COBERTURA HA TAMAÑO	
10MM		10MM	
02.2011 TALLO	NO	02.2011 TALLO	NO
CEMENTADO TROY	CON	CEMENTADO TROY	CON
COBERTURA HA TAMAÑO		COBERTURA HA TAMAÑO	
11MM		11MM	
02.2012 TALLO	NO	02.2012 TALLO	NO

E 1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 12MM	CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 12MM
02.2013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 13MM	02.2013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 13MM
02.2014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 14MM	02.2014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 14MM
02.2015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 15MM	02.2015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 15MM
02.2016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 16MM	02.2016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA TAMAÑO 16MM
TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS	TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS
02.7007 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 7MM	02.7007 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 7MM
02.7008 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 8MM	02.7008 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 8MM
02.7009 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 9MM	02.7009 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 9MM
02.7010 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 10MM	02.7010 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS TAMAÑO 10MM
02.7011 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS	02.7011 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA POROUS

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

TAMAÑO 11MM	TAMAÑO 11MM
02.7012 TALLO NO	02.7012 TALLO NO
CEMENTADO TROY CON	CEMENTADO TROY CON
COBERTURA POROUS	COBERTURA POROUS
TAMAÑO 12MM	TAMAÑO 12MM
02.7013 TALLO NO	02.7013 TALLO NO
CEMENTADO TROY CON	CEMENTADO TROY CON
COBERTURA POROUS	COBERTURA POROUS
TAMAÑO 13MM	TAMAÑO 13MM
02.7014 TALLO NO	02.7014 TALLO NO
CEMENTADO TROY CON	CEMENTADO TROY CON
COBERTURA POROUS	COBERTURA POROUS
TAMAÑO 14MM	TAMAÑO 14MM
02.7015 TALLO NO	02.7015 TALLO NO
CEMENTADO TROY CON	CEMENTADO TROY CON
COBERTURA POROUS	COBERTURA POROUS
TAMAÑO 15MM	TAMAÑO 15MM
02.7016 TALLO NO	02.7016 TALLO NO
CEMENTADO TROY CON	CEMENTADO TROY CON
COBERTURA POROUS	COBERTURA POROUS
TAMAÑO 16MM	TAMAÑO 16MM
TALLO NO	TALLO NO
CEMENTADO TROY CON	CEMENTADO TROY CON
COBERTURA HA + POROUS	COBERTURA HA + POROUS
02.4007 TALLO NO	02.4007 TALLO NO
CEMENTADO TROY CON	CEMENTADO TROY CON
COBERTURA HA + POROUS	COBERTURA HA + POROUS
7MM	7MM
02.4008 TALLO NO	02.4008 TALLO NO
CEMENTADO TROY CON	CEMENTADO TROY CON
COBERTURA HA + POROUS	COBERTURA HA + POROUS
8MM	8MM
02.4009 TALLO NO	02.4009 TALLO NO
CEMENTADO TROY CON	CEMENTADO TROY CON
COBERTURA HA + POROUS	COBERTURA HA + POROUS
9MM	9MM
02.4010 TALLO NO	02.4010 TALLO NO
CEMENTADO TROY CON	CEMENTADO TROY CON
COBERTURA HA + POROUS	COBERTURA HA + POROUS
10MM	10MM
02.4011 TALLO NO	02.4011 TALLO NO



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 11MM	CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 11MM
02.4012 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 12MM	02.4012 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 12MM
02.4013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 13MM	02.4013 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 13MM
02.4014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 14MM	02.4014 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 14MM
02.4015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 15MM	02.4015 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 15MM
02.4016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 16MM	02.4016 TALLO NO CEMENTADO TROY CON COBERTURA HA + POROUS 16MM
TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS	TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS
02.4109 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 0- 9MM	02.4109 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 0- 9MM
02.4110 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 1-1.5MM	02.4110 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 1-1.5MM
02.4111 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 2-12MM	02.4111 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 2-12MM
02.4112 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS	02.4112 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 2.5-12.7MM 02.4113 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 3-13.5MM 02.4114 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 3.5-14.2MM 02.4115 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 4-15MM 02.4116 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 5-16.5MM- 02.4117 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 6-18MM	CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 2.5-12.7MM 02.4113 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 3-13.5MM 02.4114 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 3.5-14.2MM 02.4115 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 4-15MM 02.4116 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 5-16.5MM- 02.4117 TALLO NO CEMENTADO TROY PARDUS CON COBERTURA HA + POROUS TALLA 6-18MM
COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) 02.8638 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 38MM 02.8640 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 40MM 02.8642 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 42MM 02.8644 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 44MM 02.8646 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 46MM 02.8648 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 48MM 02.8650 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 50MM 02.8652 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 52MM	COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) 02.8638 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 38MM 02.8640 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 40MM 02.8642 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 42MM 02.8644 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 44MM 02.8646 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 46MM 02.8648 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 48MM 02.8650 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 50MM 02.8652 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 52MM



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

02.8654 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 54MM	02.8654 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 54MM
02.8656 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 56MM	02.8656 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 56MM
02.8658 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 58MM	02.8658 COTILO BIPOLAR (AC. INOX.) DIAM. 58MM
COTILO	COTILO
BIPOLAR (CR.CO)	BIPOLAR (CR.CO)
02.8738 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 38MM	02.8738 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 38MM
02.8740 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 40MM	02.8740 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 40MM
02.8742 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 42MM	02.8742 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 42MM
02.8744 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 44MM	02.8744 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 44MM
02.8746 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 46MM	02.8746 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 46MM
02.8748 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 48MM	02.8748 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 48MM
02.8750 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 50MM	02.8750 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 50MM
02.8752 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 52MM	02.8752 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 52MM
02.8754 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 54MM	02.8754 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 54MM
02.8756 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 56MM	02.8756 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 56MM
02.8758 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 58MM	02.8758 COTILO BIPOLAR (CR.CO) DIAM. 58MM
INSERTO	INSERTO
BIPOLAR	BIPOLAR
02.8838 INSERTO BIPOLAR DIAM. 38MM	02.8838 INSERTO BIPOLAR DIAM. 38MM
02.8840 INSERTO BIPOLAR DIAM. 40MM	02.8840 INSERTO BIPOLAR DIAM. 40MM
02.8842 INSERTO BIPOLAR DIAM. 42MM	02.8842 INSERTO BIPOLAR DIAM. 42MM
02.8844 INSERTO BIPOLAR DIAM. 44MM	02.8844 INSERTO BIPOLAR DIAM. 44MM
02.8846 INSERTO BIPOLAR	02.8846 INSERTO BIPOLAR

E
 ↗



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

DIAM. 46MM 02.8848 INSERTO BIPOLAR	DIAM. 46MM 02.8848 INSERTO BIPOLAR
DIAM. 48MM 02.8850 INSERTO BIPOLAR	DIAM. 48MM 02.8850 INSERTO BIPOLAR
DIAM. 50MM 02.8852 INSERTO BIPOLAR	DIAM. 50MM 02.8852 INSERTO BIPOLAR
DIAM. 52MM 02.8854 INSERTO BIPOLAR	DIAM. 52MM 02.8854 INSERTO BIPOLAR
DIAM. 54MM 02.8856 INSERTO BIPOLAR	DIAM. 54MM 02.8856 INSERTO BIPOLAR
DIAM. 56MM 02.8858 INSERTO BIPOLAR	DIAM. 56MM 02.8858 INSERTO BIPOLAR
DIAM. 58MM	DIAM. 58MM
COTILO	COTILO
BIPOLAR (AC. INOX.) con inserto	BIPOLAR (AC. INOX.) con inserto
02.8138 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)	02.8138 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)
DIAM. 38MM	DIAM. 38MM
02.8140 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)	02.8140 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)
DIAM. 40MM	DIAM. 40MM
02.8142 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)	02.8142 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)
DIAM. 42MM	DIAM. 42MM
02.8144 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)	02.8144 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)
DIAM. 44MM	DIAM. 44MM
02.8146 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)	02.8146 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)
DIAM. 46MM	DIAM. 46MM
02.8148 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)	02.8148 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)
DIAM. 48MM	DIAM. 48MM
02.8150 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)	02.8150 COTILO BIPOLAR con inserto (AC. INOX.)
DIAM. 50MM	DIAM. 50MM
02.8152 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.)	02.8152 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.)
DIAM. 52MM	DIAM. 52MM
02.8154 COTILO BIPOLAR	02.8154 COTILO BIPOLAR

E *A*



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 54MM 02.8156 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 56MM 02.8158 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 58MM	CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 54MM 02.8156 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 56MM 02.8158 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (AC. INOX.) DIAM. 58MM
COTILO	COTILO
BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO)	BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO)
02.8438 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 38MM 02.8440 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 40MM 02.8442 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 42MM 02.8444 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 44MM 02.8446 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 46MM 02.8448 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 48MM 02.8450 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 50MM 02.8452 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 52MM 02.8454 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 54MM 02.8456 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 56MM	02.8438 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 38MM 02.8440 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 40MM 02.8442 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 42MM 02.8444 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 44MM 02.8446 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 46MM 02.8448 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 48MM 02.8450 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 50MM 02.8452 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 52MM 02.8454 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 54MM 02.8456 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 56MM



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	02.8458 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 58MM <p style="text-align: center;">COMPONENTE</p> <p>ACETABULAR DIAM. 22MM</p> 02.2242 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X42MM 02.2244 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X44MM 02.2246 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X46MM 02.2248 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X48MM 02.2250 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X50MM 02.2252 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X52MM 02.2254 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X54MM 02.2256 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X56MM 02.2258 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X58MM 02.2260 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X60MM <p style="text-align: center;">COMPONENTE</p> <p>ACETABULAR DIAM. 28MM</p> 02.2842 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X42MM	02.8458 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (CR.CO) DIAM. 58MM <p style="text-align: center;">COMPONENTE</p> <p>ACETABULAR DIAM. 22MM</p> 02.2242 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X42MM 02.2244 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X44MM 02.2246 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X46MM 02.2248 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X48MM 02.2250 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X50MM 02.2252 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X52MM 02.2254 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X54MM 02.2256 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X56MM 02.2258 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X58MM 02.2260 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 22X60MM <p style="text-align: center;">COMPONENTE</p> <p>ACETABULAR DIAM. 28MM</p> 02.2842 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X42MM
--	--	--



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

02.2844 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X44MM	02.2844 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X44MM
02.2846 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X46MM	02.2846 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X46MM
02.2848 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X48MM	02.2848 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X48MM
02.2850 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X50MM	02.2850 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X50MM
02.2852 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X52MM	02.2852 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X52MM
02.2854 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X54MM	02.2854 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X54MM
02.2856 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X56MM	02.2856 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X56MM
02.2858 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X58MM	02.2858 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X58MM
02.2860 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X60MM	02.2860 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 28X60MM
COMPONENTE	COMPONENTE
ACETABULAR DIAM. 32MM	ACETABULAR DIAM. 32MM
02.3246 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X46MM	02.3246 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X46MM
02.3248 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X48MM	02.3248 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X48MM
02.3250 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X50MM	02.3250 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X50MM
02.3252 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X52MM	02.3252 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X52MM



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

02.3254 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X54MM	02.3254 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X54MM
02.3256 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X56MM	02.3256 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X56MM
02.3258 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X58MM	02.3258 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X58MM
02.3260 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X60MM	02.3260 COMPONENTE ACETABULAR CEMENTADO DIAM. 32X60MM
COMPONENTE	COMPONENTE
ACETABULAR NO CEMENTADO CON PRESSFIT	ACETABULAR NO CEMENTADO CON PRESSFIT
02.6038 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 38MM	02.6038 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 38MM
02.6040 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 40MM	02.6040 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 40MM
02.6042 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 42MM	02.6042 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 42MM
02.6044 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 44MM	02.6044 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 44MM
02.6046 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 46MM	02.6046 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 46MM
02.6048 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 48MM	02.6048 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 48MM

E A



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

02.6050 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 50MM	02.6050 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 50MM
02.6052 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 52MM	02.6052 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 52MM
02.6054 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 54MM	02.6054 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 54MM
02.6056 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 56MM	02.6056 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 56MM
02.6058 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 58MM	02.6058 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 58MM
02.6060 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 60MM	02.6060 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 60MM
02.6062 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 62MM	02.6062 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PRESSFIT DIAM. 62MM
COMPONENTE	COMPONENTE
ACETABULAR NO	ACETABULAR NO
CEMENTADO CON	CEMENTADO CON
COBERTURA HA	COBERTURA HA
02.6238 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA DIAM. 38MM	02.6238 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA DIAM. 38MM
02.6240 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA DIAM. 40MM	02.6240 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO COBERTURA HA DIAM. 40MM
02.6242 COMPONENTE	02.6242 COMPONENTE



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

ACETABULAR	NO	ACETABULAR	NO
CEMENTADO COBERTURA	HA	CEMENTADO COBERTURA	HA
DIAM. 42MM		DIAM. 42MM	
02.6244 COMPONENTE		02.6244 COMPONENTE	
ACETABULAR	NO	ACETABULAR	NO
CEMENTADO COBERTURA	HA	CEMENTADO COBERTURA	HA
DIAM. 44MM		DIAM. 44MM	
02.6246 COMPONENTE		02.6246 COMPONENTE	
ACETABULAR	NO	ACETABULAR	NO
CEMENTADO COBERTURA	HA	CEMENTADO COBERTURA	HA
DIAM. 46MM		DIAM. 46MM	
02.6248 COMPONENTE		02.6248 COMPONENTE	
ACETABULAR	NO	ACETABULAR	NO
CEMENTADO COBERTURA	HA	CEMENTADO COBERTURA	HA
DIAM. 48MM		DIAM. 48MM	
02.6250 COMPONENTE		02.6250 COMPONENTE	
ACETABULAR	NO	ACETABULAR	NO
CEMENTADO COBERTURA	HA	CEMENTADO COBERTURA	HA
DIAM. 50MM		DIAM. 50MM	
02.6252 COMPONENTE		02.6252 COMPONENTE	
ACETABULAR	NO	ACETABULAR	NO
CEMENTADO COBERTURA	HA	CEMENTADO COBERTURA	HA
DIAM. 52MM		DIAM. 52MM	
02.6254 COMPONENTE		02.6254 COMPONENTE	
ACETABULAR	NO	ACETABULAR	NO
CEMENTADO COBERTURA	HA	CEMENTADO COBERTURA	HA
DIAM. 54MM		DIAM. 54MM	
02.6256 COMPONENTE		02.6256 COMPONENTE	
ACETABULAR	NO	ACETABULAR	NO
CEMENTADO COBERTURA	HA	CEMENTADO COBERTURA	HA
DIAM. 56MM		DIAM. 56MM	
02.6258 COMPONENTE		02.6258 COMPONENTE	
ACETABULAR	NO	ACETABULAR	NO
CEMENTADO COBERTURA	HA	CEMENTADO COBERTURA	HA
DIAM. 58MM		DIAM. 58MM	
02.6260 COMPONENTE		02.6260 COMPONENTE	
ACETABULAR	NO	ACETABULAR	NO
CEMENTADO COBERTURA	HA	CEMENTADO COBERTURA	HA
DIAM. 60MM		DIAM. 60MM	
02.6262 COMPONENTE		02.6262 COMPONENTE	
ACETABULAR	NO	ACETABULAR	NO



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	CEMENTADO COBERTURA HA DIAM. 62MM COMPONENTE ACETABULAR EN TITANIO CON COBERTURA PLASMA + HA 02.6442 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 42MM 02.6444 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 44MM 02.6446 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 46MM 02.6448 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 48MM 02.6450 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 50MM 02.6452 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 52MM 02.6454 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 54MM 02.6456 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 56MM 02.6458 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA	CEMENTADO COBERTURA HA DIAM. 62MM COMPONENTE ACETABULAR EN TITANIO CON COBERTURA PLASMA + HA 02.6442 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 42MM 02.6444 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 44MM 02.6446 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 46MM 02.6448 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 48MM 02.6450 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 50MM 02.6452 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 52MM 02.6454 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 54MM 02.6456 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 56MM 02.6458 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

DIAM. 58MM 02.6460 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA	DIAM. 58MM 02.6460 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA
DIAM. 60MM 02.6462 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA	DIAM. 60MM 02.6462 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA
DIAM. 62MM 02.6462 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA	DIAM. 62MM 02.6462 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA
COMPONENTE	COMPONENTE
ACETABULAR EN TITANIO CON COBERTURA PLASMA	ACETABULAR EN TITANIO CON COBERTURA PLASMA
02.6542 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 42MM	02.6542 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 42MM
02.6544 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 44MM	02.6544 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 44MM
02.6546 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 46MM	02.6546 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 46MM
02.6548 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 48MM	02.6548 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 48MM
02.6550 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 50MM	02.6550 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 50MM
02.6552 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 52MM	02.6552 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 52MM
02.6554 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 54MM	02.6554 COMPONENTE ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 54MM
02.6556 COMPONENTE	02.6556 COMPONENTE

E
A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 56MM 02.6558 COMPONENTE	ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 56MM 02.6558 COMPONENTE
ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 58MM 02.6560 COMPONENTE	ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 58MM 02.6560 COMPONENTE
ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 60MM 02.6562 COMPONENTE	ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 60MM 02.6562 COMPONENTE
ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 62MM	ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 62MM
LINER	LINER
ACETABULAR GRADO 0	ACETABULAR GRADO 0
02.7142 LINER ACETABULAR GRADO 0 DIAM. 22X42MM	02.7142 LINER ACETABULAR GRADO 0 DIAM. 22X42MM
02.7144 LINER ACETABULAR GRADO 0 DIAM. 22X44MM	02.7144 LINER ACETABULAR GRADO 0 DIAM. 22X44MM
02.7046 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X46MM	02.7046 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X46MM
02.7048 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X48MM	02.7048 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X48MM
02.7050 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X50MM	02.7050 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X50MM
02.7052 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X52MM	02.7052 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X52MM
02.7054 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X54MM	02.7054 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X54MM
02.7056 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X56MM	02.7056 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X56MM



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

02.7058 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X58MM	02.7058 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X58MM
02.7060 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X60MM	02.7060 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X60MM
02.7062 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X62MM	02.7062 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X62MM
LINER	LINER
ACETABULAR GRADO 10	ACETABULAR GRADO 10
02.7342 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X42MM	02.7342 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X42MM
02.7344 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X44MM	02.7344 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X44MM
02.7246 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X46MM	02.7246 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X46MM
02.7248 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X48MM	02.7248 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X48MM
02.7250 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X50MM	02.7250 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X50MM
02.7252 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X52MM	02.7252 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X52MM
02.7254 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X54MM	02.7254 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X54MM
02.7256 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X56MM	02.7256 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X56MM
02.7258 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X58MM	02.7258 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X58MM
02.7260 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X60MM	02.7260 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X60MM



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

02.7262 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X62MM	02.7262 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X62MM
LINER ACETABULAR GRADO 20	LINER ACETABULAR GRADO 20
02.7642 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X42MM	02.7642 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X42MM
02.7644 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X44MM	02.7644 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X44MM
02.7546 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X46MM	02.7546 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X46MM
02.7548 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X48MM	02.7548 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X48MM
02.7550 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X50MM	02.7550 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X50MM
02.7552 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X52MM	02.7552 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X52MM
02.7554 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X54MM	02.7554 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X54MM
02.7556 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X56MM	02.7556 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X56MM
02.7558 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X58MM	02.7558 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X58MM
02.7560 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X60MM	02.7560 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X60MM
02.7562 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X62MM	02.7562 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X62MM
LINER ACETABULAR GRADO 0	LINER ACETABULAR GRADO 0
02.9404 LINER	02.9404 LINER



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.) 02.9400 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.) 02.9401 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.) 02.9402 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.) 02.9403 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.) LINER ACETABULAR GRADO 10 02.9414 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.) 02.9410 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.) 02.9411 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.) 02.9412 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.) 02.9413 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.)	ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.) 02.9400 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.) 02.9401 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.) 02.9402 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.) 02.9403 LINER ACETABULAR PE GRADO 0 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.) LINER ACETABULAR GRADO 10 02.9414 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.) 02.9410 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.) 02.9411 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.) 02.9412 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.) 02.9413 LINER ACETABULAR PE GRADO 10 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.)
--	--



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	<p style="text-align: center;">LINER</p> <p>ACETABULAR GRADO 20</p> <p>02.9424 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.)</p> <p>02.9420 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.)</p> <p>02.9421 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)</p> <p>02.9422 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.)</p> <p>02.9423 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.)</p> <p style="text-align: center;">LINER</p> <p>ACETABULAR (CL) GRADO 0</p> <p>02.9504 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.)</p> <p>02.9500 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.)</p> <p>02.9501 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)</p> <p>02.9502 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.)</p>	<p style="text-align: center;">LINER</p> <p>ACETABULAR GRADO 20</p> <p>02.9424 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.)</p> <p>02.9420 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.)</p> <p>02.9421 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)</p> <p>02.9422 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.)</p> <p>02.9423 LINER ACETABULAR PE GRADO 20 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.)</p> <p style="text-align: center;">LINER</p> <p>ACETABULAR (CL) GRADO 0</p> <p>02.9504 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.)</p> <p>02.9500 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.)</p> <p>02.9501 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)</p> <p>02.9502 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.)</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

<p>02.9503 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.) LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10</p> <p>02.9514 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.)</p> <p>02.9510 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.)</p> <p>02.9511 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)</p> <p>02.9512 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.)</p> <p>02.9513 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.) LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20</p> <p>02.9524 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.)</p> <p>02.9520 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.)</p> <p>02.9521 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)</p>	<p>02.9503 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 0 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.) LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10</p> <p>02.9514 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.)</p> <p>02.9510 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.)</p> <p>02.9511 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)</p> <p>02.9512 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.)</p> <p>02.9513 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 10 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.) LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20</p> <p>02.9524 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 22X38MM - 22X40MM (grupo 4.)</p> <p>02.9520 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 22X42MM - 22X44MM (grupo 0.)</p> <p>02.9521 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X46MM - 28X48MM - 28X50MM (grupo 1.)</p>
---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

02.9522 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.)	02.9522 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X52MM - 28X54MM - 28X56MM (grupo 2.)
02.9523 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.)	02.9523 LINER ACETABULAR (CL) GRADO 20 DIAM. 28X58MM - 28X60MM - 28X62MM (grupo 3.)
TORNILLO	TORNILLO
ACETABULAR	ACETABULAR
02.9015 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X15MM	02.9015 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X15MM
02.9020 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X20MM	02.9020 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X20MM
02.9025 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X25MM	02.9025 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X25MM
02.9030 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X30MM	02.9030 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X30MM
02.9035 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X35MM	02.9035 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X35MM
02.9040 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X40MM	02.9040 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X40MM
02.9045 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X45MM	02.9045 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X45MM
02.9050 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X50MM	02.9050 TORNILLO ACETABULAR TITANIO DIAM. 6,5X50MM
CABEZA DIAM.	CABEZA DIAM.
22MM (AC.INOX)	22MM (AC.INOX)
02.8000 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 0MM	02.8000 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 0MM
02.8004 CABEZA	02.8004 CABEZA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 4MM 02.8008 CABEZA	MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 8MM CABEZA DIAM. 28MM (AC.INOX)	MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 4MM 02.8008 CABEZA	MODULAR (AC.INOX) DIAM. 22MM + 8MM CABEZA DIAM. 28MM (AC.INOX)
02.8100 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 0MM 02.8103 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM - 3MM 02.8104 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 4MM 02.8108 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 8MM 02.8112 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 12MM CABEZA DIAM. 32MM (AC.INOX)	02.8100 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 0MM 02.8103 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM - 3MM 02.8104 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 4MM 02.8108 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 8MM 02.8112 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 12MM CABEZA DIAM. 32MM (AC.INOX)	02.8100 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 0MM 02.8103 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM - 3MM 02.8104 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 4MM 02.8108 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 8MM 02.8112 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 12MM CABEZA DIAM. 32MM (AC.INOX)	02.8100 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 0MM 02.8103 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM - 3MM 02.8104 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 4MM 02.8108 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 8MM 02.8112 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 28MM + 12MM CABEZA DIAM. 32MM (AC.INOX)
02.8200 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 0MM 02.8203 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM - 3MM 02.8204 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 4MM 02.8208 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 8MM 02.8212 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 12MM CABEZA DIAM. 22MM (CR.CO)	02.8200 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 0MM 02.8203 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM - 3MM 02.8204 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 4MM 02.8208 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 8MM 02.8212 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 12MM CABEZA DIAM. 22MM (CR.CO)	02.8200 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 0MM 02.8203 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM - 3MM 02.8204 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 4MM 02.8208 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 8MM 02.8212 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 12MM CABEZA DIAM. 22MM (CR.CO)	02.8200 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 0MM 02.8203 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM - 3MM 02.8204 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 4MM 02.8208 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 8MM 02.8212 CABEZA MODULAR (AC.INOX) DIAM. 32MM + 12MM CABEZA DIAM. 22MM (CR.CO)



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

02.8300 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 0MM	02.8300 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 0MM
02.8304 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 4MM	02.8304 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 4MM
02.8308 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 8MM	02.8308 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 22MM + 8MM
CABEZA DIAM.	CABEZA DIAM.
28MM (CR.CO)	28MM (CR.CO)
02.8400 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 0MM	02.8400 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 0MM
02.8403 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM - 3MM	02.8403 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM - 3MM
02.8404 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 4MM	02.8404 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 4MM
02.8408 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 8MM	02.8408 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 8MM
02.8412 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 12MM	02.8412 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 28MM + 12MM
CABEZA DIAM.	CABEZA DIAM.
32MM (CR.CO)	32MM (CR.CO)
02.8500 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 0MM	02.8500 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 0MM
02.8503 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM - 3MM	02.8503 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM - 3MM
02.8504 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 4MM	02.8504 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 4MM
02.8508 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 8MM	02.8508 CABEZA MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 8MM
02.8512 CABEZA	02.8512 CABEZA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

<p>MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 12MM</p> <p>CABEZA</p> <p>ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM</p> <p>02.3000 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM -3MM</p> <p>02.3004 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM +0MM</p> <p>02.3008 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM +4MM</p> <p>CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM</p> <p>02.3030 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM -3MM</p> <p>02.3034 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM +0MM</p> <p>02.3038 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM +4MM</p> <p>CABEZA</p> <p>UNIPOLAR SIN MANGA (AC. INOX)</p> <p>03.9038 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 38MM</p> <p>03.9039 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 39MM</p> <p>03.9040 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 40MM</p> <p>03.9041 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 41MM</p> <p>03.9042 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 42MM</p> <p>03.9043 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 43MM</p> <p>03.9044 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 44MM</p> <p>03.9045 CABEZA</p>	<p>MODULAR (CR.CO) DIAM. 32MM + 12MM</p> <p>CABEZA</p> <p>ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM</p> <p>02.3000 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM -3MM</p> <p>02.3004 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM +0MM</p> <p>02.3008 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 28MM +4MM</p> <p>CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM</p> <p>02.3030 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM -3MM</p> <p>02.3034 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM +0MM</p> <p>02.3038 CABEZA ALUMINA CERAMICA DIAM. 32MM +4MM</p> <p>CABEZA</p> <p>UNIPOLAR SIN MANGA (AC. INOX)</p> <p>03.9038 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 38MM</p> <p>03.9039 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 39MM</p> <p>03.9040 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 40MM</p> <p>03.9041 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 41MM</p> <p>03.9042 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 42MM</p> <p>03.9043 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 43MM</p> <p>03.9044 CABEZA UNIPOLAR DIAM. 44MM</p> <p>03.9045 CABEZA</p>
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

UNIPOLAR DIAM. 45MM	UNIPOLAR DIAM. 45MM
03.9046 CABEZA	03.9046 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 46MM	UNIPOLAR DIAM. 46MM
03.9047 CABEZA	03.9047 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 47MM	UNIPOLAR DIAM. 47MM
03.9048 CABEZA	03.9048 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 48MM	UNIPOLAR DIAM. 48MM
03.9049 CABEZA	03.9049 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 49MM	UNIPOLAR DIAM. 49MM
03.9050 CABEZA	03.9050 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 50MM	UNIPOLAR DIAM. 50MM
03.9051 CABEZA	03.9051 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 51MM	UNIPOLAR DIAM. 51MM
03.9052 CABEZA	03.9052 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 52MM	UNIPOLAR DIAM. 52MM
03.9053 CABEZA	03.9053 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 53MM	UNIPOLAR DIAM. 53MM
03.9054 CABEZA	03.9054 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 54MM	UNIPOLAR DIAM. 54MM
03.9055 CABEZA	03.9055 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 55MM	UNIPOLAR DIAM. 55MM
03.9056 CABEZA	03.9056 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 56MM	UNIPOLAR DIAM. 56MM
03.9057 CABEZA	03.9057 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 57MM	UNIPOLAR DIAM. 57MM
03.9058 CABEZA	03.9058 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 58MM	UNIPOLAR DIAM. 58MM
03.9059 CABEZA	03.9059 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 59MM	UNIPOLAR DIAM. 59MM
03.9060 CABEZA	03.9060 CABEZA
UNIPOLAR DIAM. 60MM	UNIPOLAR DIAM. 60MM
CABEZA	CABEZA
UNIPOLAR CON MANGA	UNIPOLAR CON MANGA
(AC.INOX)	(AC.INOX)
02.8940 CABEZA	02.8940 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC.	UNIPOLAR PARA MANGA (AC.
INOX) DIAM. 40MM	INOX) DIAM. 40MM
02.8941 CABEZA	02.8941 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC.	UNIPOLAR PARA MANGA (AC.
INOX) DIAM. 41MM	INOX) DIAM. 41MM
02.8942 CABEZA	02.8942 CABEZA



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 42MM 02.8943 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 42MM 02.8943 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 43MM 02.8944 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 43MM 02.8944 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 44MM 02.8945 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 44MM 02.8945 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 45MM 02.8946 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 45MM 02.8946 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 46MM 02.8947 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 46MM 02.8947 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 47MM 02.8948 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 47MM 02.8948 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 48MM 02.8949 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 48MM 02.8949 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 49MM 02.8950 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 49MM 02.8950 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 50MM 02.8951 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 50MM 02.8951 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 51MM 02.8952 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 51MM 02.8952 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 52MM 02.8953 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 52MM 02.8953 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 53MM 02.8954 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 53MM 02.8954 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 54MM 02.8955 CABEZA	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 54MM 02.8955 CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 55MM	UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 55MM



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

02.8956 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 56MM	02.8956 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 56MM
02.8957 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 57MM	02.8957 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 57MM
02.8958 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 58MM	02.8958 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 58MM
02.8959 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 59MM	02.8959 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 59MM
02.8960 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 60MM	02.8960 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (AC. INOX) DIAM. 60MM
CABEZA	CABEZA
UNIPOLAR PARA MANGA (Co.Cr.)	UNIPOLAR PARA MANGA (Co.Cr.)
03.1640 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 40MM	03.1640 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 40MM
03.1641 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 41MM	03.1641 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 41MM
03.1642 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 42MM	03.1642 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 42MM
03.1643 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 43MM	03.1643 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 43MM
03.1644 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 44MM	03.1644 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 44MM
03.1645 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 45MM	03.1645 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 45MM
03.1646 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 46MM	03.1646 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA (CO.CR.) DIAM. 46MM
03.1647 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	03.1647 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

(CO.CR.) DIAM. 47MM 03.1648 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 47MM 03.1648 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 48MM 03.1649 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 48MM 03.1649 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 49MM 03.1650 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 49MM 03.1650 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 50MM 03.1651 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 50MM 03.1651 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 51MM 03.1652 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 51MM 03.1652 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 52MM 03.1653 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 52MM 03.1653 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 53MM 03.1654 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 53MM 03.1654 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 54MM 03.1655 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 54MM 03.1655 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 55MM 03.1656 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 55MM 03.1656 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 56MM 03.1657 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 56MM 03.1657 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 57MM 03.1658 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 57MM 03.1658 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 58MM 03.1659 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 58MM 03.1659 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 59MM 03.1660 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA	(CO.CR.) DIAM. 59MM 03.1660 CABEZA UNIPOLAR PARA MANGA
(CO.CR.) DIAM. 60MM MANGA	(CO.CR.) DIAM. 60MM MANGA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>UNIPOLAR (AC. INOX) 02.8900 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) 0MM 02.8903 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) -3MM 02.8904 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +4MM 02.8908 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +8MM 02.8912 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +12MM MANGA UNIPOLAR (TITANIO) 03.1600 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) 0MM 03.1603 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) -3MM 03.1604 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +4MM 03.1608 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +8MM 03.1612 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +12MM 08.9001 SET INSTRUMENTAL PARA FEMUR TROY 08.0550 CAJA INSTRUMENTOS PARA FEMUR TROY 08.0540 ESCARIADOR TAMAÑO 7 08.0541 ESCARIADOR TAMAÑO 8 08.0542 ESCARIADOR TAMAÑO 9 08.0543 ESCARIADOR TAMAÑO 10 08.0544 ESCARIADOR TAMAÑO 11 08.0545 ESCARIADOR TAMAÑO 12</p>	<p>UNIPOLAR (AC. INOX) 02.8900 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) 0MM 02.8903 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) -3MM 02.8904 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +4MM 02.8908 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +8MM 02.8912 MANGA UNIPOLAR (AC. INOX) +12MM MANGA UNIPOLAR (TITANIO) 03.1600 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) 0MM 03.1603 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) -3MM 03.1604 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +4MM 03.1608 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +8MM 03.1612 MANGA UNIPOLAR (TITANIO) +12MM 08.9001 SET INSTRUMENTAL PARA FEMUR TROY 08.0550 CAJA INSTRUMENTOS PARA FEMUR TROY 08.0540 ESCARIADOR TAMAÑO 7 08.0541 ESCARIADOR TAMAÑO 8 08.0542 ESCARIADOR TAMAÑO 9 08.0543 ESCARIADOR TAMAÑO 10 08.0544 ESCARIADOR TAMAÑO 11 08.0545 ESCARIADOR TAMAÑO 12</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

08.0546	ESCARIADOR TAMAÑO 13			08.0546	ESCARIADOR TAMAÑO 13		
08.0547	ESCARIADOR TAMAÑO 14			08.0547	ESCARIADOR TAMAÑO 14		
08.0548	ESCARIADOR TAMAÑO 15			08.0548	ESCARIADOR TAMAÑO 15		
08.0549	ESCARIADOR TAMAÑO 16			08.0549	ESCARIADOR TAMAÑO 16		
08.0502	MANIJA ESCARIADOR			08.0502	MANIJA ESCARIADOR		
08.0564	CAJA OSTEOTOMO			08.0564	CAJA OSTEOTOMO		
08.0501	BARRA	TOMY		08.0501	BARRA	TOMY	
	PARA ESCOFINA				PARA ESCOFINA		
08.5129	GUIA OSTEOTOMIA TROY			08.5129	GUIA OSTEOTOMIA TROY		
08.0551	BANDEJA		1	08.0551	BANDEJA		1
	INSTRUMENTOS	CADERA			INSTRUMENTOS	CADERA	
	FEMUR				FEMUR		
08.0573	IMPACTOR	DE		08.0573	IMPACTOR	DE	
	CABEZA				CABEZA		
08.0504	EXTRACTOR	DE		08.0504	EXTRACTOR	DE	
	CABEZA FEMORAL				CABEZA FEMORAL		
08.0565	IMPACTOR	DE		08.0565	IMPACTOR	DE	
	TALLO				TALLO		
08.5122	EXTRACTOR	DE		08.5122	EXTRACTOR	DE	
	TALLO				TALLO		
08.5123	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +0 MM			08.5123	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +0 MM		
08.5124	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +4 MM			08.5124	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +4 MM		
08.5125	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +8 MM			08.5125	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 22 +8 MM		
08.0568	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 -3 MM			08.0568	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 -3 MM		
08.0569	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +0 MM			08.0569	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +0 MM		
08.0570	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +4 MM			08.0570	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +4 MM		
08.0571	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +8 MM			08.0571	CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +8 MM		



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

08.0572 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +12 MM	08.0572 CABEZA FEMORAL PRUEBA DIAM. 28 +12 MM
08.0552 BANDEJA 2	08.0552 BANDEJA 2
INSTRUMENTOS CADERA FEMUR TROY	INSTRUMENTOS CADERA FEMUR TROY
08.0427 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 7- 8-9	08.0427 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 7- 8-9
08.0428 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 10- 11-12	08.0428 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 10- 11-12
08.0429 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 13- 14	08.0429 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 13- 14
08.0430 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 15- 16	08.0430 ESCARIADOR DISTAL CÓNICO TAMAÑO 15- 16
08.0431 MANIJA EN FORMA DE T DE RAPIDA LIBERACIÓN - LARGA	08.0431 MANIJA EN FORMA DE T DE RAPIDA LIBERACIÓN - LARGA
08.9051 SET INSTRUMENTAL BIPOLAR	08.9051 SET INSTRUMENTAL BIPOLAR
08.0404 CAJA INSTRUMENTOS BIPOLAR	08.0404 CAJA INSTRUMENTOS BIPOLAR
08.5133 LAPIZ DE EXTRACCIÓN	08.5133 LAPIZ DE EXTRACCIÓN
08.0534 HERRAMIENTA EXTRACCION DE MANGA	08.0534 HERRAMIENTA EXTRACCION DE MANGA
08.0598 MANGO DE CUBIERTA DE PRUEBA	08.0598 MANGO DE CUBIERTA DE PRUEBA
08.0576 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 40 MM	08.0576 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 40 MM
08.0577 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 42 MM	08.0577 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 42 MM
08.0578 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 44 MM	08.0578 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR 44 MM
08.0579 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR	08.0579 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

46 MM	08.0580 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR	46 MM	08.0580 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR
48 MM	08.0581 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR	48 MM	08.0581 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR
50 MM	08.0582 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR	50 MM	08.0582 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR
52 MM	08.0583 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR	52 MM	08.0583 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR
54 MM	08.0584 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR	54 MM	08.0584 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR
56 MM	08.0585 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR	56 MM	08.0585 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR
58 MM	08.0586 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR	58 MM	08.0586 CABEZA DE PRUEBA UNIPOLAR BIPOLAR
60 MM	08.0523 MANGA DE PRUEBA -3 MM	60 MM	08.0523 MANGA DE PRUEBA -3 MM
	08.0524 MANGO DE PRUEBA 0 MM		08.0524 MANGO DE PRUEBA 0 MM
	08.0525 MANGO DE PRUEBA +4 MM		08.0525 MANGO DE PRUEBA +4 MM
	08.0526 MANGO DE PRUEBA +8 MM		08.0526 MANGO DE PRUEBA +8 MM
	08.0527 MANGO DE PRUEBA +12 MM		08.0527 MANGO DE PRUEBA +12 MM
	08.9002 SET INSTRUMENTOS ACETABULARES TROY		08.9002 SET INSTRUMENTOS ACETABULARES TROY
	08.5126 CAJA DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY		08.5126 CAJA DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY
	08.0301 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 42 MM		08.0301 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 42 MM

E
A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

08.0302 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 44 MM	08.0302 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 44 MM
08.0303 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 46 MM	08.0303 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 46 MM
08.0304 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 48 MM	08.0304 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 48 MM
08.0305 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 50 MM	08.0305 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 50 MM
08.0306 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 52 MM	08.0306 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 52 MM
08.0307 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 54 MM	08.0307 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 54 MM
08.0308 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 56 MM	08.0308 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 56 MM
08.0309 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 58 MM	08.0309 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 58 MM
08.0310 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 60 MM	08.0310 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 60 MM
08.0311 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 62 MM	08.0311 CUBIERTA ACETABULAR DE PRUEBA 62 MM
08.0454 FRESA ACETABULAR 38 MM	08.0454 FRESA ACETABULAR 38 MM
08.0455 FRESA ACETABULAR 40 MM	08.0455 FRESA ACETABULAR 40 MM
08.0433 FRESA ACETABULAR 42 MM	08.0433 FRESA ACETABULAR 42 MM
08.0434 FRESA ACETABULAR 44 MM	08.0434 FRESA ACETABULAR 44 MM
08.0435 FRESA ACETABULAR 46 MM	08.0435 FRESA ACETABULAR 46 MM
08.0436 FRESA	08.0436 FRESA



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

ACETABULAR 48 MM 08.0437 FRESA ACETABULAR 50 MM 08.0438 FRESA ACETABULAR 52 MM 08.0439 FRESA ACETABULAR 54 MM 08.0440 FRESA ACETABULAR 56 MM 08.0441 FRESA ACETABULAR 58 MM 08.0442 FRESA ACETABULAR 60 MM 08.0443 FRESA ACETABULAR 62 MM 08.5108 EJE FRESA ACETABULAR 08.0598 MANIJA COTILO DE PRUEBA 08.5127 BANDEJA 1 DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY 08.5154 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 42-44 MM 08.5155 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 46-50 MM 08.5156 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 52-56 MM 08.5157 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 58-62 MM 08.0444 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 42-44 MM 08.0445 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 46-50 MM 08.0446 LINER (funda)	ACETABULAR 48 MM 08.0437 FRESA ACETABULAR 50 MM 08.0438 FRESA ACETABULAR 52 MM 08.0439 FRESA ACETABULAR 54 MM 08.0440 FRESA ACETABULAR 56 MM 08.0441 FRESA ACETABULAR 58 MM 08.0442 FRESA ACETABULAR 60 MM 08.0443 FRESA ACETABULAR 62 MM 08.5108 EJE FRESA ACETABULAR 08.0598 MANIJA COTILO DE PRUEBA 08.5127 BANDEJA 1 DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY 08.5154 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 42-44 MM 08.5155 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 46-50 MM 08.5156 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 52-56 MM 08.5157 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 10 GRADOS 58-62 MM 08.0444 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 42-44 MM 08.0445 LINER (funda) ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 46-50 MM 08.0446 LINER (funda)
--	--

E *1*



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 52-56 MM 08.0447 LINER (funda)	ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 52-56 MM 08.0447 LINER (funda)
ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 58-62 MM 08.0448 MANGO DE IMPACTOR DE LINER (funda)	ACETABULAR DE PRUEBA 0 GRADOS 58-62 MM 08.0448 MANGO DE IMPACTOR DE LINER (funda)
DE COTILO ACETABULAR 08.0449 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 0 GRADOS 22 MM	DE COTILO ACETABULAR 08.0449 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 0 GRADOS 22 MM
08.0450 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 10 GRADOS 22 MM	08.0450 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 10 GRADOS 22 MM
08.0451 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 0 GRADOS 28 MM	08.0451 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 0 GRADOS 28 MM
08.0452 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 10 GRADOS 28 MM	08.0452 IMPACTOR DE LINER (funda) DE COTILO ACETABULAR 10 GRADOS 28 MM
08.0195 IMPACTOR DE COTILO ACETABULAR	08.0195 IMPACTOR DE COTILO ACETABULAR
08.0196 CALIBRADOR DE POSICIONAMIENTO DE COTILO ACETABULAR	08.0196 CALIBRADOR DE POSICIONAMIENTO DE COTILO ACETABULAR
08.5128 BANDEJA 2 DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY	08.5128 BANDEJA 2 DE INSTRUMENTOS ACETABULAR TROY
08.5116 PINZA CURVADA PARA TORNILLO	08.5116 PINZA CURVADA PARA TORNILLO
08.5118 DESTORNILLADO	08.5118 DESTORNILLADO
R RIGIDO	R RIGIDO
08.5117 DESTORNILLADO	08.5117 DESTORNILLADO
R UNIVERSAL	R UNIVERSAL
08.5119 EJE DE BROCA	08.5119 EJE DE BROCA



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	FLEXIBLE 08.5120 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 3.2 MM CORTA 08.5121 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 3.2 MM LARGA 08.5106 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 4.0 MM LARGA 08.5107 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 4.0 MM LARGA 08.5115 CALIBRADOR PROFUNDIDAD TORNILLO ACETABULAR 08.5109 GUIA BROCA TORNILLO ACETABULAR DIAMETRO 3.2 - DIAMETRO 4.0 08.0453 ATORNILLADOR PARA BLOQUEO DE FLEXIBLE 08.9022 SET DE INSTRUMENTOS DE TAPON ENDOMEDULAR 08.5250 CAJA DE INSTRUMENTOS DE TAPON ENDOMEDULAR 08.5268 MANGO TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 08.5260 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 10 MM (TAMAÑO 8) 08.5261 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 11 MM (TAMAÑO 9) 08.5262 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 12 MM (TAMAÑO 10) 08.5263 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 13 MM (TAMAÑO 11) 08.5264 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 14 MM (TAMAÑO 12)	FLEXIBLE 08.5120 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 3.2 MM CORTA 08.5121 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 3.2 MM LARGA 08.5106 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 4.0 MM LARGA 08.5107 BROCA FLEXIBLE DIÁMETRO 4.0 MM LARGA 08.5115 CALIBRADOR PROFUNDIDAD TORNILLO ACETABULAR 08.5109 GUIA BROCA TORNILLO ACETABULAR DIAMETRO 3.2 - DIAMETRO 4.0 08.0453 ATORNILLADOR PARA BLOQUEO DE FLEXIBLE 08.9022 SET DE INSTRUMENTOS DE TAPON ENDOMEDULAR 08.5250 CAJA DE INSTRUMENTOS DE TAPON ENDOMEDULAR 08.5268 MANGO TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 08.5260 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 10 MM (TAMAÑO 8) 08.5261 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 11 MM (TAMAÑO 9) 08.5262 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 12 MM (TAMAÑO 10) 08.5263 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 13 MM (TAMAÑO 11) 08.5264 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 14 MM (TAMAÑO 12)
--	---	---

E A



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

08.5265 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 15 MM (TAMAÑO 13)	08.5265 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 15 MM (TAMAÑO 13)
08.5266 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 16 MM (TAMAÑO 14)	08.5266 TAPON ENDOMEDULAR DE PRUEBA 16 MM (TAMAÑO 14)
08.5267 INSERTADOR DE TAPON ENDOMEDULAR	08.5267 INSERTADOR DE TAPON ENDOMEDULAR
08.9004 SET INSTRUMENTAL CRP	08.9004 SET INSTRUMENTAL CRP
08.0320 CAJA CRP	08.0320 CAJA CRP
08.0346 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 10	08.0346 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 10
08.0347 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 12	08.0347 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 12
08.0348 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 14	08.0348 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 14
08.0349 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 16	08.0349 ESCOFINA TALLO CRP DIAMETRO 16
08.0502 MANIJA ESCARIADOR	08.0502 MANIJA ESCARIADOR
08.0501 PALANCA DE MANO PARA ESCOFINA (barra Tommy)	08.0501 PALANCA DE MANO PARA ESCOFINA (barra Tommy)
08.0353 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 10 SIMPLE	08.0353 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 10 SIMPLE
08.0354 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 10 DOBLE	08.0354 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 10 DOBLE
08.0355 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 12 SIMPLE	08.0355 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 12 SIMPLE
08.0356 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 12 DOBLE	08.0356 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 12 DOBLE
08.0357 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 14 SIMPLE	08.0357 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 14 SIMPLE
08.0358 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 14 DOBLE	08.0358 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 14 DOBLE
08.0359 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 16 SIMPLE	08.0359 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 16 SIMPLE
08.0360 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 16 DOBLE	08.0360 COLLAR DE PRUEBA TAMAÑO 16 DOBLE
08.0551 BANDEJA 1	08.0551 BANDEJA 1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

INSTRUMENTOS			CADERA	INSTRUMENTOS			CADERA
FEMUR				FEMUR			
08.0573	IMPACTOR		DE	08.0573	IMPACTOR		DE
CABEZA				CABEZA			
08.0565	IMPACTOR		DE	08.0565	IMPACTOR		DE
TALLO				TALLO			
08.5122	EXTRACTOR		DE	08.5122	EXTRACTOR		DE
TALLO				TALLO			
08.0504	EXTRACTOR		DE	08.0504	EXTRACTOR		DE
CABEZA FEMORAL				CABEZA FEMORAL			
08.5123	CABEZA FEMORAL			08.5123	CABEZA FEMORAL		
PRUEBA DIAMETRO 22 MM +0 MM				PRUEBA DIAMETRO 22 MM +0 MM			
08.5124	CABEZA FEMORAL			08.5124	CABEZA FEMORAL		
PRUEBA DIAMETRO 22 MM +4 MM				PRUEBA DIAMETRO 22 MM +4 MM			
08.5125	CABEZA FEMORAL			08.5125	CABEZA FEMORAL		
PRUEBA DIAMETRO 22 MM +8 MM				PRUEBA DIAMETRO 22 MM +8 MM			
08.0568	CABEZA FEMORAL			08.0568	CABEZA FEMORAL		
PRUEBA DIAMETRO 28 MM -3 MM				PRUEBA DIAMETRO 28 MM -3 MM			
08.0569	CABEZA FEMORAL			08.0569	CABEZA FEMORAL		
PRUEBA DIAMETRO 28 MM +0 MM				PRUEBA DIAMETRO 28 MM +0 MM			
08.0570	CABEZA FEMORAL			08.0570	CABEZA FEMORAL		
PRUEBA DIAMETRO 28 MM +4 MM				PRUEBA DIAMETRO 28 MM +4 MM			
08.0571	CABEZA FEMORAL			08.0571	CABEZA FEMORAL		
PRUEBA DIAMETRO 28 MM +8 MM				PRUEBA DIAMETRO 28 MM +8 MM			
08.0572	CABEZA FEMORAL			08.0572	CABEZA FEMORAL		
PRUEBA DIAMETRO 28 MM +12 MM				PRUEBA DIAMETRO 28 MM +12 MM			
08.9005	JUEGO		FRESA	08.9005	JUEGO		FRESA
RIGIDA				RIGIDA			
08.0351	CAJA		FRESA	08.0351	CAJA		FRESA
RIGIDA				RIGIDA			
08.0322	FRESA		RIGIDA	08.0322	FRESA		RIGIDA
TAMAÑO 8				TAMAÑO 8			
08.0323	FRESA		RIGIDA	08.0323	FRESA		RIGIDA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

TAMAÑO 9	TAMAÑO 9
08.0324 FRESA RIGIDA	08.0324 FRESA RIGIDA
TAMAÑO 10	TAMAÑO 10
08.0325 FRESA RIGIDA	08.0325 FRESA RIGIDA
TAMAÑO 11	TAMAÑO 11
08.0326 FRESA RIGIDA	08.0326 FRESA RIGIDA
TAMAÑO 12	TAMAÑO 12
08.0327 FRESA RIGIDA	08.0327 FRESA RIGIDA
TAMAÑO 13	TAMAÑO 13
08.0328 FRESA RIGIDA	08.0328 FRESA RIGIDA
TAMAÑO 14	TAMAÑO 14
08.0329 FRESA RIGIDA	08.0329 FRESA RIGIDA
TAMAÑO 15	TAMAÑO 15
08.0330 FRESA RIGIDA	08.0330 FRESA RIGIDA
TAMAÑO 16	TAMAÑO 16
08.0331 FRESA RIGIDA	08.0331 FRESA RIGIDA
TAMAÑO 17	TAMAÑO 17
08.0332 FRESA RIGIDA	08.0332 FRESA RIGIDA
TAMAÑO 18	TAMAÑO 18
08.0431 MANIJA EN T DE LIBERACIÓN RAPIDA LARGA	08.0431 MANIJA EN T DE LIBERACIÓN RAPIDA LARGA
08.9052 JUEGO DE INSTRUMENTOS PARDUS	08.9052 JUEGO DE INSTRUMENTOS PARDUS
08.0840 CAJA DE INSTRUMENTOS PARDUS	08.0840 CAJA DE INSTRUMENTOS PARDUS
08.0869 MANIJA ESCARIADOR PARDUS	08.0869 MANIJA ESCARIADOR PARDUS
08.0870 MANIJA ESCARIADOR PARDUS FINO	08.0870 MANIJA ESCARIADOR PARDUS FINO
08.0891 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 0	08.0891 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 0
08.0892 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 1	08.0892 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 1
08.0893 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 2	08.0893 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 2
08.0894 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 2.5	08.0894 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 2.5
08.0895 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 3	08.0895 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 3
08.0896 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 3.5	08.0896 ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 3.5

E
 A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

08.0897	ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 4	08.0897	ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 4
08.0898	ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 5	08.0898	ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 5
08.0899	ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 6	08.0899	ESCARIADOR PARDUS TAMAÑO 6
08.0859	POSICIONADOR DE TALLO PARDUS	08.0859	POSICIONADOR DE TALLO PARDUS
08.0843	BANDEJA DE INSTRUMENTOS GENERALES	08.0843	BANDEJA DE INSTRUMENTOS GENERALES
08.0871	IMPACTOR CABEZA DE FEMORAL PARDUS	08.0871	IMPACTOR CABEZA DE FEMORAL PARDUS
08.0881	IMPACTOR DE TALLO	08.0881	IMPACTOR DE TALLO
08.0872	LIJADOR M DE CALCAR PARDUS	08.0872	LIJADOR M DE CALCAR PARDUS
08.0874	LIJADOR S DE CALCAR PARDUS	08.0874	LIJADOR S DE CALCAR PARDUS
08.0875	CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 0 - 1	08.0875	CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 0 - 1
08.0876	CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 2 - 2.5 - 3	08.0876	CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 2 - 2.5 - 3
08.0877	CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 3.5 - 4 - 5 - 6	08.0877	CUELLO DE PRUEBA SIN COLLAR PARDUS TAMAÑO 3.5 - 4 - 5 - 6
08.0878	CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 0 - 1	08.0878	CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 0 - 1
08.0879	CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 2 - 2.5 - 3	08.0879	CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 2 - 2.5 - 3
08.0880	CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 3.5 - 4 - 5 - 6	08.0880	CUELLO DE PRUEBA CON COLLAR PARDUS TAMAÑO 3.5 - 4 - 5 - 6
08.5123	CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 MM +0 MM	08.5123	CABEZA DE FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 22 MM +0 MM



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

08.5124	CABEZA	DE	08.5124	CABEZA	DE
FEMORAL	DE	PRUEBA	FEMORAL	DE	PRUEBA
DIAMETRO 22 MM +4 MM			DIAMETRO 22 MM +4 MM		
08.5125	CABEZA	DE	08.5125	CABEZA	DE
FEMORAL	DE	PRUEBA	FEMORAL	DE	PRUEBA
DIAMETRO 22 MM +8 MM			DIAMETRO 22 MM +8 MM		
08.0568	CABEZA	DE	08.0568	CABEZA	DE
FEMORAL	DE	PRUEBA	FEMORAL	DE	PRUEBA
DIAMETRO 28 -3 MM			DIAMETRO 28 -3 MM		
08.0569	CABEZA	DE	08.0569	CABEZA	DE
FEMORAL	DE	PRUEBA	FEMORAL	DE	PRUEBA
DIAMETRO 28 +0 MM			DIAMETRO 28 +0 MM		
08.0570	CABEZA	DE	08.0570	CABEZA	DE
FEMORAL	DE	PRUEBA	FEMORAL	DE	PRUEBA
DIAMETRO 28 +4 MM			DIAMETRO 28 +4 MM		
08.0571	CABEZA	DE	08.0571	CABEZA	DE
FEMORAL	DE	PRUEBA	FEMORAL	DE	PRUEBA
DIAMETRO 28 +8 MM			DIAMETRO 28 +8 MM		
08.0572	CABEZA	DE	08.0572	CABEZA	DE
FEMORAL	DE	PRUEBA	FEMORAL	DE	PRUEBA
DIAMETRO 28 +12 MM			DIAMETRO 28 +12 MM		
08.0841	CAJA DE FRESA		08.0841	CAJA DE FRESA	
PARDUS			PARDUS		
08.0850	FRESA	CONICA	08.0850	FRESA	CONICA
PARDUS TAMAÑO 0			PARDUS TAMAÑO 0		
08.0851	FRESA	CONICA	08.0851	FRESA	CONICA
PARDUS TAMAÑO 1			PARDUS TAMAÑO 1		
08.0852	FRESA	CONICA	08.0852	FRESA	CONICA
PARDUS TAMAÑO 2			PARDUS TAMAÑO 2		
08.0853	FRESA	CONICA	08.0853	FRESA	CONICA
PARDUS TAMAÑO 2.5			PARDUS TAMAÑO 2.5		
08.0854	FRESA	CONICA	08.0854	FRESA	CONICA
PARDUS TAMAÑO 3			PARDUS TAMAÑO 3		
08.0855	FRESA	CONICA	08.0855	FRESA	CONICA
PARDUS TAMAÑO 3.5			PARDUS TAMAÑO 3.5		
08.0856	FRESA	CONICA	08.0856	FRESA	CONICA
PARDUS TAMAÑO 4			PARDUS TAMAÑO 4		
08.0857	FRESA	CONICA	08.0857	FRESA	CONICA
PARDUS TAMAÑO 5			PARDUS TAMAÑO 5		
08.0858	FRESA	CONICA	08.0858	FRESA	CONICA
PARDUS TAMAÑO 6			PARDUS TAMAÑO 6		

E
 ↗



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

08.0861	MANIJA T	08.0861	MANIJA T
08.0862	GUIA	08.0862	GUIA
	OSTEOTOMIA PARDUS		OSTEOTOMIA PARDUS
08.0863	CAJA CINCEL	08.0863	CAJA CINCEL
08.0842	CAJA	08.0842	CAJA
	INSTRUMENTOS DE		INSTRUMENTOS DE
	EXTRACCION		EXTRACCION
08.0864	MARTILLO	08.0864	MARTILLO
	DESLIZANTE PARDUS		DESLIZANTE PARDUS
08.0865	ANEXO	08.0865	ANEXO
	EXTRACTOR ESCARIADOR		EXTRACTOR ESCARIADOR
08.0867	EXTRACTOR DE	08.0867	EXTRACTOR DE
	TALLO UNIVERSAL		TALLO UNIVERSAL
08.0868	GANCHO PARA	08.0868	GANCHO PARA
	EXTRACCION DE		EXTRACCION DE
	ESCARIADOR		ESCARIADOR
08.9007	SET DE	08.9007	SET DE
	INSTRUMENTOS PARA TALLO		INSTRUMENTOS PARA TALLO
	RECTO		RECTO
08.0400	CAJA DE	08.0400	CAJA DE
	INSTRUMENTOS PARA TALLO		INSTRUMENTOS PARA TALLO
	RECTO		RECTO
08.0504	EXTRACTOR	08.0504	EXTRACTOR
	CABEZA FEMORAL		CABEZA FEMORAL
08.0565	IMPACTOR DE	08.0565	IMPACTOR DE
	TALLO		TALLO
08.0566	MANGO EN T	08.0566	MANGO EN T
08.0567	LOCALIZADOR DE	08.0567	LOCALIZADOR DE
	CANAL FEMORAL		CANAL FEMORAL
08.0573	IMPACTOR DE	08.0573	IMPACTOR DE
	CABEZA		CABEZA
08.5122	EXTRACTOR DE	08.5122	EXTRACTOR DE
	TALLO		TALLO
08.5123	CABEZA FEMORAL	08.5123	CABEZA FEMORAL
	DE PRUEBA DIAMETRO 22 +0		DE PRUEBA DIAMETRO 22 +0
	MM		MM
08.5124	CABEZA FEMORAL	08.5124	CABEZA FEMORAL
	DE PRUEBA DIAMETRO 22 +4		DE PRUEBA DIAMETRO 22 +4
	MM		MM
08.5125	CABEZA FEMORAL	08.5125	CABEZA FEMORAL
	DE PRUEBA DIAMETRO 22 +8		DE PRUEBA DIAMETRO 22 +8



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

MM	08.0568 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 -3 MM	MM	08.0568 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 -3 MM
	08.0569 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +0 MM		08.0569 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +0 MM
	08.0570 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +4 MM		08.0570 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +4 MM
	08.0571 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +8 MM		08.0571 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +8 MM
	08.0572 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +12 MM		08.0572 CABEZA FEMORAL DE PRUEBA DIAMETRO 28 +12 MM
	08.0401 BANDEJA DE INSTRUMENTOS DE TALLO RECTO 1		08.0401 BANDEJA DE INSTRUMENTOS DE TALLO RECTO 1
	08.5148 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 7.5 MM		08.5148 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 7.5 MM
	08.5149 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 10.0 MM		08.5149 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 10.0 MM
	08.5150 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 11.25 MM		08.5150 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 11.25 MM
	08.5151 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 12.5 MM		08.5151 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 12.5 MM
	08.5152 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 13.75 MM		08.5152 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 13.75 MM
	08.5153 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 15.0 MM		08.5153 ESCOFINA MODULAR PARA TALLO RECTO 15.0 MM
	08.0502 MANGO DE ESCARIADOR		08.0502 MANGO DE ESCARIADOR
	08.0501 RASPADOR BARRA TOMY		08.0501 RASPADOR BARRA TOMY

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

02.9068 VASTAGO CEMENTADO PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM 8	02.9068 VASTAGO CEMENTADO PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM 8
02.9069 VASTAGO CEMENTADO PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM.9	02.9069 VASTAGO CEMENTADO PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM.9
02.9070 VASTAGO CEMENT. PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM. 10	02.9070 VASTAGO CEMENT. PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM. 10
02.9071 VASTAGO CEMENT. PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM 11	02.9071 VASTAGO CEMENT. PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM 11
02.9072 VASTAGO CEMENT. PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM 12	02.9072 VASTAGO CEMENT. PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM 12
02.9073 VASTAGO CEMENT. PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM 13	02.9073 VASTAGO CEMENT. PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM 13
02.9074 VASTAGO CEMENT. PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM. 14	02.9074 VASTAGO CEMENT. PULIDO TROY HIGH OFFSET (LATERALIZADO) CO.CR. TAM. 14
CENTRALIZADOR DISTAL VASTAGO RECTO TAMAÑO 7.5	CENTRALIZADOR DISTAL AGO
CENTRALIZADOR DISTAL VASTAGO RECTO TAMAÑO 10	02.7180 CENTRALIZADOR
CENTRALIZADOR DISTAL VASTAGO RECTO TAMAÑO 11.25 mm	
CENTRALIZADOR DISTAL	02.7181 CENTRALIZADOR



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

VASTAGO RECTOTAMAÑO 12.5 CENTRALIZADOR DISTAL VASTAGO RECTO TAMAÑO 13.75 CENTRALIZADOR DISTAL VASTAGO RECTO TAMAÑO 15	02.7182	CENTRALIZADOR
VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 0 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 1 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 2 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 3 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 4 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 5 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 6 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 7 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 8 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 9 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 10 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 11	02.7183	CETRALIZADOR
VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 0 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 1 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 2 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 3	02.7184	CENTRALIZADOR
VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 0 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 1 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 2 VASTAGO TROY UNI ZW TAMAÑO 3	02.7185	

E a



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

VASTAGO TROY UNI ZW HO TAMAÑO 4	
VASTAGO TROY UNI ZW HO TAMAÑO 5	
VASTAGO TROY UNI ZW HO TAMAÑO 6	
VASTAGO TROY UNI ZW HO TAMAÑO 7	
VASTAGO TROY UNI ZW HO TAMAÑO 8	VASTAGO TROY UNI ZW
VASTAGO TROY UNI ZW HO TAMAÑO 9	63.0420 VASTAGO TROY UNI
VASTAGO TROY UNI ZW HO TAMAÑO 10	
VASTAGO TROY UNI ZW HO TAMAÑO 11	63.0421 VASTAGO TROY UNI
VASTAGO POROSO TROY UNI ZW	
63.0460 VASTAGO POROSO TROY UNI ZW TAMAÑO 0	63.0422 VASTAGO TROY UNI
63.0461 VASTAGO POROSO TROY UNI ZW TAMAÑO 1	63.0423 VASTAGO TROY UNI
63.0462 VASTAGO POROSO TROY UNI ZW TAMAÑO 2	
63.0463 VASTAGO POROSO TROY UNI ZW TAMAÑO 3	63.0424 VASTAGO TROY UNI
63.0464 VASTAGO POROSO TROY UNI ZW TAMAÑO 4	63.0425 VASTAGO TROY UNI
63.0465 VASTAGO POROSO TROY UNI ZW TAMAÑO 5	
63.0466 VASTAGO POROSO TROY UNI ZW TAMAÑO 6	63.0426 VASTAGO TROY UNI
63.0467 VASTAGO POROSO TROY UNI ZW	

E *1*



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

TAMAÑO 7	63.0427 VASTAGO TROY UNI
63.0468 VASTAGO	
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 8	63.0428 VASTAGO TROY UNI
63.0469 VASTAGO	
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 9	
63.0470 VASTAGO	
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 10	63.0429 VASTAGO TROY UNI
63.0471 VASTAGO	
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 11	
VASTAGO HO POROSO	
TROY UNI ZW	63.0430 VASTAGO TROY UNI
63.0480 VASTAGO HO	
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 0	
63.0481 VASTAGO HO	63.0431 VASTAGO TROY UNI
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 1	
63.0482 VASTAGO HO	
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 2	VASTAGO TROY UNI ZW
63.0483 VASTAGO HO	
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 3	
63.0484 VASTAGO HO	63.0440 VASTAGO TROY UNI
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 4	
63.0485 VASTAGO HO	
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 5	63.0441 VASTAGO TROY UNI
63.0486 VASTAGO HO	
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 6	
63.0487 VASTAGO HO	63.0442 VASTAGO TROY UNI
POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 7	
63.0488 VASTAGO HO	
POROSO TROY UNI ZW	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

TAMAÑO 8		
63.0489	VASTAGO HO	63.0443 VASTAGO TROY UNI
	POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 9		
63.0490	VASTAGO HO	
	POROSO TROY UNI ZW	63.0444 VASTAGO TROY UNI
TAMAÑO 10		
63.0491	VASTAGO HO	
	POROSO TROY UNI ZW	
TAMAÑO 11		
	VASTAGO POROSO + HA	
	TROY UNI ZW	63.0445 VASTAGO TROY UNI
63.0500	VASTAGO	
	POROSO + HA TROY UNI ZW	
TAMAÑO 0		
63.0501	VASTAGO	63.0446 VASTAGO TROY UNI
	POROSO + HA TROY UNI ZW	
TAMAÑO 1		
63.0502	VASTAGO	
	POROSO + HA TROY UNI ZW	63.0447 VASTAGO TROY UNI
TAMAÑO 2		
63.0503	VASTAGO	
	POROSO + HA TROY UNI ZW	
TAMAÑO 3		
63.0504	VASTAGO	63.0448 VASTAGO TROY UNI
	POROSO + HA TROY UNI ZW	
TAMAÑO 4		
63.0505	VASTAGO	
	POROSO + HA TROY UNI ZW	63.0449 VASTAGO TROY UNI
TAMAÑO 5		
63.0506	VASTAGO	
	POROSO + HA TROY UNI ZW	
TAMAÑO 6		
63.0507	VASTAGO	63.0450 VASTAGO TROY UNI
	POROSO + HA TROY UNI ZW	
TAMAÑO 7		
63.0508	VASTAGO	
	POROSO + HA TROY UNI ZW	
TAMAÑO 8		
63.0509	VASTAGO	63.0451 VASTAGO TROY UNI
	POROSO + HA TROY UNI ZW	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

TAMAÑO 9	63.0510 VASTAGO				
	POROSO + HA TROY UNI ZW				VASTAGO POROSO TROY UNI
TAMAÑO 10	63.0511 VASTAGO				ZW TAMAÑO 0
	POROSO + HA TROY UNI ZW				63.0461 VASTAGO
TAMAÑO 11					POROSO TROY UNI ZW
	VASTAGO HO POROSO +				TAMAÑO 1
	HA TROY UNI ZW				63.0462 VASTAGO
	63.0520 VASTAGO HO				POROSO TROY UNI ZW
	POROSO + HA TROY UNI ZW				TAMAÑO 2
	TAMAÑO 0				63.0463 VASTAGO
	63.0521 VASTAGO HO				POROSO TROY UNI ZW
	POROSO + HA TROY UNI ZW				TAMAÑO 3
	TAMAÑO 1				63.0464 VASTAGO
	63.0522 VASTAGO HO				POROSO TROY UNI ZW
	POROSO + HA TROY UNI ZW				TAMAÑO 4
	TAMAÑO 2				63.0465 VASTAGO
	63.0523 VASTAGO HO				POROSO TROY UNI ZW
	POROSO + HA TROY UNI ZW				TAMAÑO 5
	TAMAÑO 3				63.0466 VASTAGO
	63.0524 VASTAGO HO				POROSO TROY UNI ZW
	POROSO + HA TROY UNI ZW				TAMAÑO 6
	TAMAÑO 4				63.0467 VASTAGO
	63.0525 VASTAGO HO				POROSO TROY UNI ZW
	POROSO + HA TROY UNI ZW				TAMAÑO 7
	TAMAÑO 5				63.0468 VASTAGO
	63.0526 VASTAGO HO				POROSO TROY UNI ZW
	POROSO + HA TROY UNI ZW				TAMAÑO 8
	TAMAÑO 6				63.0469 VASTAGO
	63.0527 VASTAGO HO				POROSO TROY UNI ZW
	POROSO + HA TROY UNI ZW				TAMAÑO 9
	TAMAÑO 7				63.0470 VASTAGO
	63.0528 VASTAGO HO				POROSO TROY UNI ZW
	POROSO + HA TROY UNI ZW				TAMAÑO 10
	TAMAÑO 8				63.0471 VASTAGO
	63.0529 VASTAGO HO				POROSO TROY UNI ZW
	POROSO + HA TROY UNI ZW				TAMAÑO 11
	TAMAÑO 9				VASTAGO HO POROSO
	63.0530 VASTAGO HO				TROY UNI ZW
	POROSO + HA TROY UNI ZW				63.0480 VASTAGO HO

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

TAMAÑO 10	POROSO TROY UNI ZW
63.0531 VASTAGO HO	TAMAÑO 0
POROSO + HA TROY UNI ZW	63.0481 VASTAGO HO
TAMAÑO 11	POROSO TROY UNI ZW
VASTAGO HO POROSO +	TAMAÑO 1
HA TROY UNI ZW REV	63.0482 VASTAGO HO
63.0543 VASTAGO HO	POROSO TROY UNI ZW
POROSO + HA TROY UNI ZW	TAMAÑO 2
REV TAMAÑO 3	63.0483 VASTAGO HO
63.0544 VASTAGO HO	POROSO TROY UNI ZW
POROSO + HA TROY UNI ZW	TAMAÑO 3
REV TAMAÑO 4	63.0484 VASTAGO HO
63.0545 VASTAGO HO	POROSO TROY UNI ZW
POROSO + HA TROY UNI ZW	TAMAÑO 4
REV TAMAÑO 5	63.0485 VASTAGO HO
63.0546 VASTAGO HO	POROSO TROY UNI ZW
POROSO + HA TROY UNI ZW	TAMAÑO 5
REV TAMAÑO 6	63.0486 VASTAGO HO
63.0547 VASTAGO HO	POROSO TROY UNI ZW
POROSO + HA TROY UNI ZW	TAMAÑO 6
REV TAMAÑO 7	63.0487 VASTAGO HO
63.0548 VASTAGO HO	POROSO TROY UNI ZW
POROSO + HA TROY UNI ZW	TAMAÑO 7
REV TAMAÑO 8	63.0488 VASTAGO HO
63.0549 VASTAGO HO	POROSO TROY UNI ZW
POROSO + HA TROY UNI ZW	TAMAÑO 8
REV TAMAÑO 9	63.0489 VASTAGO HO
63.0550 VASTAGO HO	POROSO TROY UNI ZW
POROSO + HA TROY UNI ZW	TAMAÑO 9
REV TAMAÑO 10	63.0490 VASTAGO HO
63.0551 VASTAGO HO	POROSO TROY UNI ZW
POROSO + HA TROY UNI ZW	TAMAÑO 10
REV TAMAÑO 11	63.0491 VASTAGO HO
CENTRALIZADOR DISTAL	POROSO TROY UNI ZW
TROY UNI	TAMAÑO 11
63.0600 CENTRALIZADOR	VASTAGO POROSO + HA
DISTAL TROY UNI TAMAÑO 0	TROY UNI ZW
63.0601 CENTRALIZADOR	63.0500 VASTAGO
DISTAL TROY UNI TAMAÑO 1	POROSO + HA TROY UNI ZW
63.0602 CENTRALIZADOR	TAMAÑO 0
DISTAL TROY UNI TAMAÑO 2	63.0501 VASTAGO

E *A*



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

63.0603	CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 3	POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 1
63.0604	CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 4	63.0502 VASTAGO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 2
63.0605	CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 5	63.0503 VASTAGO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 3
63.0606	CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 6	63.0504 VASTAGO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 4
63.0607	CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 7	63.0505 VASTAGO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 5
63.0608	CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 8	63.0506 VASTAGO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 6
63.0609	CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 9	63.0507 VASTAGO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 7
63.0610	CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 10	63.0508 VASTAGO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 8
02.9738	INSERTO BIPOLAR DIAM. 38MM XL	63.0509 VASTAGO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 9
02.9740	INSERTO BIPOLAR DIAM. 40MM XL	63.0510 VASTAGO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 10
02.9742	INSERTO BIPOLAR DIAM. 42MM XL	63.0511 VASTAGO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 11
02.9744	INSERTO BIPOLAR DIAM. 44MM XL	VASTAGO HO POROSO + HA TROY UNI ZW
02.9746	INSERTO BIPOLAR DIAM. 46MM XL	63.0520 VASTAGO HO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 0
02.9748	INSERTO BIPOLAR DIAM. 48MM XL	63.0521 VASTAGO HO POROSO + HA TROY UNI ZW TAMAÑO 1
02.9750	INSERTO BIPOLAR DIAM. 50MM XL	63.0522 VASTAGO HO
02.9752	INSERTO BIPOLAR DIAM. 52MM XL	
02.9754	INSERTO BIPOLAR DIAM. 54MM XL	
02.9756	INSERTO BIPOLAR DIAM. 56MM XL	
02.9758	INSERTO BIPOLAR DIAM. 58MM XL	
	COTILO BIPOLAR CON INSERTO (acero inox.)	



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	ACERO INOXIDABLE	POROSO + HA TROY UNI ZW
02.8459	COTILO BIPOLAR	TAMAÑO 2
	CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM.	63.0523 VASTAGO HO
	59mm	POROSO + HA TROY UNI ZW
02.8460	COTILO BIPOLAR	TAMAÑO 3
	CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM.	63.0524 VASTAGO HO
	60mm	POROSO + HA TROY UNI ZW
02.8461	COTILO BIPOLAR	TAMAÑO 4
	CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM.	63.0525 VASTAGO HO
	61mm	POROSO + HA TROY UNI ZW
02.8462	COTILO BIPOLAR	TAMAÑO 5
	CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM.	63.0526 VASTAGO HO
	62mm	POROSO + HA TROY UNI ZW
02.8463	COTILO BIPOLAR	TAMAÑO 6
	CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM.	63.0527 VASTAGO HO
	63mm	POROSO + HA TROY UNI ZW
	COTILO BIPOLAR CON	TAMAÑO 7
	INSERTO (acero inox.)	63.0528 VASTAGO HO
	ACERO INOXIDABLE XL	POROSO + HA TROY UNI ZW
02.9838	COTILO BIPOLAR	TAMAÑO 8
	CON INSERTO (acero inox.)	63.0529 VASTAGO HO
	DIAM. 38MM XL	POROSO + HA TROY UNI ZW
02.9840	COTILO BIPOLAR	TAMAÑO 9
	CON INSERTO (acero inox.)	63.0530 VASTAGO HO
	DIAM. 40MM XL	POROSO + HA TROY UNI ZW
02.9842	COTILO BIPOLAR	TAMAÑO 10
	CON INSERTO (acero inox.)	63.0531 VASTAGO HO
	DIAM. 42MM XL	POROSO + HA TROY UNI ZW
02.9844	COTILO BIPOLAR	TAMAÑO 11
	CON INSERTO (acero inox.)	VASTAGO HO POROSO +
	DIAM. 44MM XL	HA TROY UNI ZW REV
02.9846	COTILO BIPOLAR	63.0543 VASTAGO HO
	CON INSERTO (acero inox.)	POROSO + HA TROY UNI ZW
	DIAM. 46MM XL	REV TAMAÑO 3
02.9848	COTILO BIPOLAR	63.0544 VASTAGO HO
	CON INSERTO (acero inox.)	POROSO + HA TROY UNI ZW
	DIAM. 48MM XL	REV TAMAÑO 4
02.9850	COTILO BIPOLAR	63.0545 VASTAGO HO
	CON INSERTO (acero inox.)	POROSO + HA TROY UNI ZW
	DIAM. 50MM XL	REV TAMAÑO 5
02.9852	COTILO BIPOLAR	63.0546 VASTAGO HO

E
A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	CON INSERTO (acero inox.) DIAM. 52MM XL 02.9854 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (acero inox.) DIAM. 54MM XL 02.9856 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (acero inox.) DIAM. 56MM XL 02.9858 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (acero inox.) DIAM. 58MM XL COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) XL 02.9938 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 38MM XL 02.9940 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 40MM XL 02.9942 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 42MM XL 02.9944 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 44MM XL 02.9946 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 46MM XL 02.9948 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 48MM XL 02.9950 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 50MM XL 02.9952 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 52MM XL 02.9954 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 54MM XL 02.9956 COTILO BIPOLAR	POROSO + HA TROY UNI ZW REV TAMAÑO 6 63.0547 VASTAGO HO POROSO + HA TROY UNI ZW REV TAMAÑO 7 63.0548 VASTAGO HO POROSO + HA TROY UNI ZW REV TAMAÑO 8 63.0549 VASTAGO HO POROSO + HA TROY UNI ZW REV TAMAÑO 9 63.0550 VASTAGO HO POROSO + HA TROY UNI ZW REV TAMAÑO 10 63.0551 VASTAGO HO POROSO + HA TROY UNI ZW REV TAMAÑO 11 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI 63.0600 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 0 63.0601 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 1 63.0602 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 2 63.0603 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 3 63.0604 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 4 63.0605 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 5 63.0606 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 6 63.0607 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 7 63.0608 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 8 63.0609 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO 9 63.0610 CENTRALIZADOR DISTAL TROY UNI TAMAÑO
--	--	---

E *A*



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 56MM XL 02.9958 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 58MM XL MALLA DE REFUERZO ACETABULAR 02.3342 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 42 02.3344 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 44 02.3346 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 46 02.3348 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 48 02.3350 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 50 02.3352 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 52 02.3354 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 54 02.3356 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 56 02.3358 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 58 MALLA DE REFUERZO ACETABULAR 02.3444 MALLA CEMENTADA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR TAMAÑO 44R 02.3450 MALLA	10 02.9738 INSERTO BIPOLAR DIAM. 38MM XL 02.9740 INSERTO BIPOLAR DIAM. 40MM XL 02.9742 INSERTO BIPOLAR DIAM. 42MM XL 02.9744 INSERTO BIPOLAR DIAM. 44MM XL 02.9746 INSERTO BIPOLAR DIAM. 46MM XL 02.9748 INSERTO BIPOLAR DIAM. 48MM XL 02.9750 INSERTO BIPOLAR DIAM. 50MM XL 02.9752 INSERTO BIPOLAR DIAM. 52MM XL 02.9754 INSERTO BIPOLAR DIAM. 54MM XL 02.9756 INSERTO BIPOLAR DIAM. 56MM XL 02.9758 INSERTO BIPOLAR DIAM. 58MM XL COTILO BIPOLAR CON INSERTO (acero inox.) ACERO INOXIDABLE 02.8459 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 59mm 02.8460 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 60mm 02.8461 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 61mm 02.8462 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 62mm 02.8463 COTILO BIPOLAR CON INSERTO (Co.Cr.) DIAM. 63mm
---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	CEMENTADA	DE	COTILO BIPOLAR CON INSERTO (acero inox.) ACERO INOXIDABLE XL
	RECONSTRUCCION		
	ACETABULAR TAMAÑO 50R		
	02.3456 MALLA		02.9838 COTILO BIPOLAR
	CEMENTADA	DE	CON INSERTO (acero inox.)
	RECONSTRUCCION		DIAM. 38MM XL
	ACETABULAR TAMAÑO 56R		02.9840 COTILO BIPOLAR
	02.3462 MALLA		CON INSERTO (acero inox.)
	CEMENTADA	DE	DIAM. 40MM XL
	RECONSTRUCCION		02.9842 COTILO BIPOLAR
	ACETABULAR TAMAÑO 62R		CON INSERTO (acero inox.)
	02.3544 MALLA		DIAM. 42MM XL
	CEMENTADA	DE	02.9844 COTILO BIPOLAR
	RECONSTRUCCION		CON INSERTO (acero inox.)
	ACETABULAR TAMAÑO 44L		DIAM. 44MM XL
	02.3550 MALLA		02.9846 COTILO BIPOLAR
	CEMENTADA	DE	CON INSERTO (acero inox.)
	RECONSTRUCCION		DIAM. 46MM XL
	ACETABULAR TAMAÑO 50L		02.9848 COTILO BIPOLAR
	02.3556 MALLA		CON INSERTO (acero inox.)
	CEMENTADA	DE	DIAM. 48MM XL
	RECONSTRUCCION		02.9850 COTILO BIPOLAR
	ACETABULAR TAMAÑO 56L		CON INSERTO (acero inox.)
	02.3562 MALLA		DIAM. 50MM XL
	CEMENTADA	DE	02.9852 COTILO BIPOLAR
	RECONSTRUCCION		CON INSERTO (acero inox.)
	ACETABULAR TAMAÑO 62L		DIAM. 52MM XL
	COMPONENTE		02.9854 COTILO BIPOLAR
	ACETABULAR EN TITANIO		CON INSERTO (acero inox.)
	+ HA CON COBERTURA		DIAM. 54MM XL
	PLASMA		02.9856 COTILO BIPOLAR
	02.6438 COMPONENTE		CON INSERTO (acero inox.)
	ACETABULAR TITANIO		DIAM. 56MM XL
	COBERTURA PLASMA + HA		02.9858 COTILO BIPOLAR
	DIAM. 38MM		CON INSERTO (acero inox.)
	02.6440 COMPONENTE		DIAM. 58MM XL
	ACETABULAR TITANIO		COTILO BIPOLAR CON
	COBERTURA PLASMA + HA		INSERTO (Co.Cr.) XL
	DIAM. 40MM		02.9938 COTILO BIPOLAR
	COMPONENTE		CON INSERTO (Co.Cr.)
	ACETABULAR EN TITANIO		DIAM. 38MM XL



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	CON COBERTURA PLASMA	02.9940 COTILO BIPOLAR
02.6538 COMPONENTE		CON INSERTO (Co.Cr.)
ACETABULAR TITANIO		DIAM. 40MM XL
COBERTURA PLASMA DIAM.		02.9942 COTILO BIPOLAR
38MM		CON INSERTO (Co.Cr.)
02.6540 COMPONENTE		DIAM. 42MM XL
ACETABULAR TITANIO		02.9944 COTILO BIPOLAR
COBERTURA PLASMA DIAM.		CON INSERTO (Co.Cr.)
40MM		DIAM. 44MM XL
02.8001 CUBIERTA		02.9946 COTILO BIPOLAR
AGUJERO COTILO		CON INSERTO (Co.Cr.)
ACETABULAR		DIAM. 46MM XL
CABEZA METALICA (Cr.Co)		02.9948 COTILO BIPOLAR
PARA INSERTO METALICO		CON INSERTO (Co.Cr.)
02.8322 CABEZA		DIAM. 48MM XL
METALICA (Co.Cr.)		02.9950 COTILO BIPOLAR
DIAMETRO 22		CON INSERTO (Co.Cr.)
02.8328 CABEZA		DIAM. 50MM XL
METALICA (Co.Cr.)		02.9952 COTILO BIPOLAR
DIAMETRO 28S		CON INSERTO (Co.Cr.)
02.8100N CABEZA		DIAM. 52MM XL
METALICA (Co.Cr.)		02.9954 COTILO BIPOLAR
DIAMETRO 28M		CON INSERTO (Co.Cr.)
02.8103N CABEZA		DIAM. 54MM XL
METALICA (Co.Cr.)		02.9956 COTILO BIPOLAR
DIAMETRO 28L		CON INSERTO (Co.Cr.)
02.8104N CABEZA		DIAM. 56MM XL
METALICA (Co.Cr.)		02.9958 COTILO BIPOLAR
DIAMETRO 28XL		CON INSERTO (Co.Cr.)
02.8332 CABEZA		DIAM. 58MM XL
METALICA (Co.Cr.)		MALLA DE REFUERZO
DIAMETRO 32S		ACETABULAR
02.8200N CABEZA		02.3342 MALLA
METALICA (Co.Cr.)		CEMENTADA DE REFUERZO
DIAMETRO 32M		ACETABULAR TAMAÑO 42
02.8203N CABEZA		02.3344 MALLA
METALICA (Co.Cr.)		CEMENTADA DE REFUERZO
DIAMETRO 32L		ACETABULAR TAMAÑO 44
02.8204N CABEZA		02.3346 MALLA
METALICA (Co.Cr.)		CEMENTADA DE REFUERZO
DIAMETRO 32XL		ACETABULAR TAMAÑO 46

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

02.8336 CABEZA METALICA (Co.Cr.) DIAMETRO 36 SISTEMA ACETABULAR NO CEMENTADO HIPEX COMPONENTE ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX 09.2038 COTILO ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 38 09.2040 COTILO ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 40 09.2042 COTILO ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 42 09.2044 COTILO ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 44 09.2046 COTILO ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 46 09.2048 COTILO ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 48 09.2050 COTILO ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 50 09.2052 COTILO ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 52 09.2054 COTILO	02.3348 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 48 02.3350 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 50 02.3352 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 52 02.3354 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 54 02.3356 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 56 02.3358 MALLA CEMENTADA DE REFUERZO ACETABULAR TAMAÑO 58 MALLA DE REFUERZO ACETABULAR 02.3444 MALLA CEMENTADA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR TAMAÑO 44R 02.3450 MALLA CEMENTADA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR TAMAÑO 50R 02.3456 MALLA CEMENTADA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR TAMAÑO 56R 02.3462 MALLA CEMENTADA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR TAMAÑO 62R 02.3544 MALLA CEMENTADA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR TAMAÑO 44L 02.3550 MALLA
--	---

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 54 09.2056 COTILO	CEMENTADA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR TAMAÑO 50L 02.3556 MALLA
ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 56 09.2058 COTILO	CEMENTADA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR TAMAÑO 56L 02.3562 MALLA
ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 58 09.2060 COTILO	CEMENTADA DE RECONSTRUCCION ACETABULAR TAMAÑO 62L COMPONENTE
ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 60 09.2062 COTILO	ACETABULAR EN TITANIO + HA CON COBERTURA PLASMA 02.6438 COMPONENTE
ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 62 09.2064 COTILO	ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 38MM 02.6440 COMPONENTE
ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 64 09.2066 COTILO	ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA + HA DIAM. 40MM COMPONENTE
ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 66 09.2068 COTILO	ACETABULAR EN TITANIO CON COBERTURA PLASMA 02.6538 COMPONENTE
ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 68 09.2070 COTILO	ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 38MM 02.6540 COMPONENTE
ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 70 COMPONENTE	ACETABULAR TITANIO COBERTURA PLASMA DIAM. 40MM 02.8001 CUBIERTA
ACETABULAR NO CEMENTADO POROSO + HA 3D 09.2338 COTILO	AGUJERO COTILO ACETABULAR CABEZA METALICA (Cr.Co) PARA INSERTO METALICO 02.8322 CABEZA
ACETABULAR NO	METALICA (Co.Cr.)



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

CEMENTADO POROSO + HA	DIAMETRO 22
3D HIPEX TAMAÑO 38	02.8328 CABEZA
09.2340 COTILO	METALICA (Co.Cr.)
ACETABULAR NO	DIAMETRO 28S
CEMENTADO POROSO + HA	02.8100N CABEZA
3D HIPEX TAMAÑO 40	METALICA (Co.Cr.)
09.2342 COTILO	DIAMETRO 28M
ACETABULAR NO	02.8103N CABEZA
CEMENTADO POROSO + HA	METALICA (Co.Cr.)
3D HIPEX TAMAÑO 42	DIAMETRO 28L
09.2344 COTILO	02.8104N CABEZA
ACETABULAR NO	METALICA (Co.Cr.)
CEMENTADO POROSO + HA	DIAMETRO 28XL
3D HIPEX TAMAÑO 44	02.8332 CABEZA
09.2346 COTILO	METALICA (Co.Cr.)
ACETABULAR NO	DIAMETRO 32S
CEMENTADO POROSO + HA	02.8200N CABEZA
3D HIPEX TAMAÑO 46	METALICA (Co.Cr.)
09.2348 COTILO	DIAMETRO 32M
ACETABULAR NO	02.8203N CABEZA
CEMENTADO POROSO + HA	METALICA (Co.Cr.)
3D HIPEX TAMAÑO 48	DIAMETRO 32L
09.2350 COTILO	02.8204N CABEZA
ACETABULAR NO	METALICA (Co.Cr.)
CEMENTADO POROSO + HA	DIAMETRO 32XL
3D HIPEX TAMAÑO 50	02.8336 CABEZA
09.2352 COTILO	METALICA (Co.Cr.)
ACETABULAR NO	DIAMETRO 36
CEMENTADO POROSO + HA	SISTEMA ACETABULAR NO
3D HIPEX TAMAÑO 52	CEMENTADO HIPEX
09.2354 COTILO	COMPONENTE
ACETABULAR NO	ACETABULAR POROSO NO
CEMENTADO POROSO + HA	CEMENTADO 3D HIPEX
3D HIPEX TAMAÑO 54	09.2038 COTILO
09.2356 COTILO	ACETABULAR POROSO NO
ACETABULAR NO	CEMENTADO 3D HIPEX
CEMENTADO POROSO + HA	TAMAÑO 38
3D HIPEX TAMAÑO 56	09.2040 COTILO
09.2358 COTILO	ACETABULAR POROSO NO
ACETABULAR NO	CEMENTADO 3D HIPEX
CEMENTADO POROSO + HA	TAMAÑO 40

C *A*



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

3D HIPEX TAMAÑO 58		09.2042 COTILO
09.2360 COTILO		ACETABULAR POROSO NO
ACETABULAR	NO	CEMENTADO 3D HIPEX
CEMENTADO POROSO + HA		TAMAÑO 42
3D HIPEX TAMAÑO 60		09.2044 COTILO
09.2362 COTILO		ACETABULAR POROSO NO
ACETABULAR	NO	CEMENTADO 3D HIPEX
CEMENTADO POROSO + HA		TAMAÑO 44
3D HIPEX TAMAÑO 62		09.2046 COTILO
09.2364 COTILO		ACETABULAR POROSO NO
ACETABULAR	NO	CEMENTADO 3D HIPEX
CEMENTADO POROSO + HA		TAMAÑO 46
3D HIPEX TAMAÑO 64		09.2048 COTILO
09.2366 COTILO		ACETABULAR POROSO NO
ACETABULAR	NO	CEMENTADO 3D HIPEX
CEMENTADO POROSO + HA		TAMAÑO 48
3D HIPEX TAMAÑO 66		09.2050 COTILO
09.2368 COTILO		ACETABULAR POROSO NO
ACETABULAR	NO	CEMENTADO 3D HIPEX
CEMENTADO POROSO + HA		TAMAÑO 50
3D HIPEX TAMAÑO 68		09.2052 COTILO
09.2070 COTILO		ACETABULAR POROSO NO
ACETABULAR	NO	CEMENTADO 3D HIPEX
CEMENTADO POROSO + HA		TAMAÑO 52
3D HIPEX TAMAÑO 70		09.2054 COTILO
COMPONENTE		ACETABULAR POROSO NO
ACETABULAR	NO	CEMENTADO 3D HIPEX
CEMENTADO PLASMA TI		TAMAÑO 54
09.2138 COTILO		09.2056 COTILO
ACETABULAR	NO	ACETABULAR POROSO NO
CEMENTADO PLASMA TI		CEMENTADO 3D HIPEX
HIPEX TAMAÑO 38		TAMAÑO 56
09.2140 COTILO		09.2058 COTILO
ACETABULAR	NO	ACETABULAR POROSO NO
CEMENTADO PLASMA TI		CEMENTADO 3D HIPEX
HIPEX TAMAÑO 40		TAMAÑO 58
09.2142 COTILO		09.2060 COTILO
ACETABULAR	NO	ACETABULAR POROSO NO
CEMENTADO PLASMA TI		CEMENTADO 3D HIPEX
HIPEX TAMAÑO 42		TAMAÑO 60
09.2144 COTILO		09.2062 COTILO

E ↗



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

ACETABULAR CEMENTADO PLASMA HIPEX TAMAÑO 44 09.2146 COTILO	NO TI	ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 62 09.2064 COTILO
ACETABULAR CEMENTADO PLASMA HIPEX TAMAÑO 46 09.2148 COTILO	NO TI	ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 64 09.2066 COTILO
ACETABULAR CEMENTADO PLASMA HIPEX TAMAÑO 48 09.2150 COTILO	NO TI	ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 66 09.2068 COTILO
ACETABULAR CEMENTADO PLASMA HIPEX TAMAÑO 50 09.2152 COTILO	NO TI	ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 68 09.2070 COTILO
ACETABULAR CEMENTADO PLASMA HIPEX TAMAÑO 52 09.2154 COTILO	NO TI	ACETABULAR POROSO NO CEMENTADO 3D HIPEX TAMAÑO 70
ACETABULAR CEMENTADO PLASMA HIPEX TAMAÑO 54 09.2156 COTILO	NO TI	COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO POROSO + HA 3D 09.2338 COTILO
ACETABULAR CEMENTADO PLASMA HIPEX TAMAÑO 56 09.2158 COTILO	NO TI	ACETABULAR NO CEMENTADO POROSO + HA 3D HIPEX TAMAÑO 38 09.2340 COTILO
ACETABULAR CEMENTADO PLASMA HIPEX TAMAÑO 58 09.2160 COTILO	NO TI	ACETABULAR NO CEMENTADO POROSO + HA 3D HIPEX TAMAÑO 40 09.2342 COTILO
ACETABULAR CEMENTADO PLASMA HIPEX TAMAÑO 60 09.2162 COTILO	NO TI	ACETABULAR NO CEMENTADO POROSO + HA 3D HIPEX TAMAÑO 42 09.2344 COTILO
ACETABULAR CEMENTADO PLASMA HIPEX TAMAÑO 62 09.2164 COTILO	NO TI	ACETABULAR NO CEMENTADO POROSO + HA 3D HIPEX TAMAÑO 44 09.2346 COTILO
ACETABULAR	NO	ACETABULAR NO



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

CEMENTADO PLASMA TI	CEMENTADO POROSO + HA
HIPEX TAMAÑO 64	3D HIPEX TAMAÑO 46
09.2166 COTILO	09.2348 COTILO
ACETABULAR NO	ACETABULAR NO
CEMENTADO PLASMA TI	CEMENTADO POROSO + HA
HIPEX TAMAÑO 66	3D HIPEX TAMAÑO 48
09.2168 COTILO	09.2350 COTILO
ACETABULAR NO	ACETABULAR NO
CEMENTADO PLASMA TI	CEMENTADO POROSO + HA
HIPEX TAMAÑO 68	3D HIPEX TAMAÑO 50
09.2170 COTILO	09.2352 COTILO
ACETABULAR NO	ACETABULAR NO
CEMENTADO PLASMA TI	CEMENTADO POROSO + HA
HIPEX TAMAÑO 70	3D HIPEX TAMAÑO 52
COMPONENTE	09.2354 COTILO
ACETABULAR NO	ACETABULAR NO
CEMENTADO PLASMA TI + HA	CEMENTADO POROSO + HA
09.2236 COMPONENTE	3D HIPEX TAMAÑO 54
ACETABULAR NO	09.2356 COTILO
CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 36	ACETABULAR NO
09.2238 COMPONENTE	CEMENTADO POROSO + HA
ACETABULAR NO	3D HIPEX TAMAÑO 56
CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 38	09.2358 COTILO
09.2240 COMPONENTE	ACETABULAR NO
ACETABULAR NO	CEMENTADO POROSO + HA
CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 40	3D HIPEX TAMAÑO 58
09.2242 COMPONENTE	09.2360 COTILO
ACETABULAR NO	ACETABULAR NO
CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 42	CEMENTADO POROSO + HA
09.2244 COMPONENTE	3D HIPEX TAMAÑO 60
ACETABULAR NO	09.2362 COTILO
CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 44	ACETABULAR NO
09.2246 COMPONENTE	CEMENTADO POROSO + HA
ACETABULAR NO	3D HIPEX TAMAÑO 64
CEMENTADO PLASMA TI +	09.2366 COTILO
	ACETABULAR NO
	CEMENTADO POROSO + HA



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

HA TAMAÑO 46	3D HIPEX TAMAÑO 66
09.2248 COMPONENTE	09.2368 COTILO
ACETABULAR NO	ACETABULAR NO
CEMENTADO PLASMA TI +	CEMENTADO POROSO + HA
HA TAMAÑO 48	3D HIPEX TAMAÑO 68
09.2250 COMPONENTE	09.2070 COTILO
ACETABULAR NO	ACETABULAR NO
CEMENTADO PLASMA TI +	CEMENTADO POROSO + HA
HA TAMAÑO 50	3D HIPEX TAMAÑO 70
09.2252 COMPONENTE	COMPONENTE
ACETABULAR NO	ACETABULAR NO
CEMENTADO PLASMA TI +	CEMENTADO PLASMA TI
HA TAMAÑO 52	09.2138 COTILO
09.2254 COMPONENTE	ACETABULAR NO
ACETABULAR NO	CEMENTADO PLASMA TI
CEMENTADO PLASMA TI +	HIPEX TAMAÑO 38
HA TAMAÑO 54	09.2140 COTILO
09.2256 COMPONENTE	ACETABULAR NO
ACETABULAR NO	CEMENTADO PLASMA TI
CEMENTADO PLASMA TI +	HIPEX TAMAÑO 40
HA TAMAÑO 56	09.2142 COTILO
09.2258 COMPONENTE	ACETABULAR NO
ACETABULAR NO	CEMENTADO PLASMA TI
CEMENTADO PLASMA TI +	HIPEX TAMAÑO 42
HA TAMAÑO 58	09.2144 COTILO
09.2260 COMPONENTE	ACETABULAR NO
ACETABULAR NO	CEMENTADO PLASMA TI
CEMENTADO PLASMA TI +	HIPEX TAMAÑO 44
HA TAMAÑO 60	09.2146 COTILO
09.2262 COMPONENTE	ACETABULAR NO
ACETABULAR NO	CEMENTADO PLASMA TI
CEMENTADO PLASMA TI +	HIPEX TAMAÑO 46
HA TAMAÑO 62	09.2148 COTILO
09.2264 COMPONENTE	ACETABULAR NO
ACETABULAR NO	CEMENTADO PLASMA TI
CEMENTADO PLASMA TI +	HIPEX TAMAÑO 48
HA TAMAÑO 64	09.2150 COTILO
09.2266 COMPONENTE	ACETABULAR NO
ACETABULAR NO	CEMENTADO PLASMA TI
CEMENTADO PLASMA TI +	HIPEX TAMAÑO 50
HA TAMAÑO 66	09.2152 COTILO



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

09.2268 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 68	ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI
09.2270 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 70	ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI
LINER (FUNDA) ACETABULAR CERAMICO	
09.2835 LINER (FUNDA) ACETAB. CERAM. DIAM. 28X35 PARA TAMAÑO 42-44 (Grupo 1)	09.2154 COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI
09.3239 LINER (FUNDA) ACETAB. CERAM. DIAM. 32x39 PARA TAMAÑO 46-48-50 (Grupo 2)	09.2156 COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI
09.3644 LINER (FUNDA) ACETAB. CERAM. DIAM. 36x44 TAMAÑO 52-54-56-58 (Grupo 3)	09.2158 COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI
09.3648 LINER (FUNDA) ACETAB. CERAM. Ø 36x48 TAMAÑO 60-62-64-66-68-70 (Grupo 4)	09.2160 COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI
LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE	
09.2800 LINER (FUNDA) ACETAB. 0 ° HIPEX XL - UHMWPE Ø 22 PARA TALLE 38-40 (GRUPO 0)	09.2162 COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI
09.2801 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø 28 PARA TALLE 42-44 (GR. 1)	09.2164 COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI
09.2802 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø 28 PARA TALLE 46-48-50 (GR. 2)	09.2166 COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI
	09.2168 COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI
	09.2170 COTILO ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI
	COMPONENTE ACETABULAR NO



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	09.2803 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø 28 TALLE 52-24- 56-58 (GR. 3) 09.2804 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø28 TALLE 60-62- 64-66-68-70 (GR. 4) 09.2805 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø32 TALLE 52-24- 56-58 (GR. 3) 09.2806 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø.32 TALLE 60-62- 64-66-68-70 (GR. 4) 09.2807 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø36 TALLE 60-62- 64-66-68-70 (GR. 4) LINER (FUNDA) ACETAB. 10° HIPEX XL -UHMWPE 09.2810 LINER (FUNDA) ACETAB. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø 22 PARA TALLE 38-40 (GR. 0) 09.2811 LINER (FUNDA) ACETAB. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø28 PARA TALLE 42-44 (GR. 1) 09.2812 LINER (FUNDA) ACETAB. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø. 28 PARA TALLE 46-48-50 (GR. 2) 09.2813 LINER (FUNDA) ACETAB.10° HIPEX X - UHMWPE Ø28 PARA TALLE 52-24-56-58 (GR. 3) 09.2814 LINER (FUNDA) ACETAB. 10° HIPEX XL- UHMWPE Ø28 TALLE 60-62-	CEMENTADO PLASMA TI + HA 09.2236 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 36 09.2238 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 38 09.2240 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 40 09.2242 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 42 09.2244 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 44 09.2246 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 46 09.2248 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 48 09.2250 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 50 09.2252 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 52 09.2254 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI +
--	---	--

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

64-66-68-70 (GR. 4) 09.2815 LINER (FUNDA) ACET. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø32 PARA TALLE 52-24-56-58 (GR. 3) 09.2816 LINER (FUNDA) ACET. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø32 TALLE 60-62- 64-66-68-70 (GR 4) 09.2817 LINER (FUNDA) ACET. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø36 TALLE 60-62- 64-66-68-70 (GR 4) LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE 09.2820 LINER (FUNDA) ACETAB. 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE Ø22 TALLE 38- 40 (GR 0) 09.2821 LINER (FUNDA) ACET. 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 28 TALLE 42-44 (GR 1) 09.2822 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 28 TALLE 46-48-0 (GRUPO 2) 09.2823 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 28 TALLE 52-24-56-58 (GRUPO 3) 09.2824 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 28 TALLE 60-62-64-66-68- 70 (GRUPO 4) 09.2825 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS	HA TAMAÑO 54 09.2256 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 56 09.2258 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 58 09.2260 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 60 09.2262 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 62 09.2264 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 64 09.2266 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 66 09.2268 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 68 09.2270 COMPONENTE ACETABULAR NO CEMENTADO PLASMA TI + HA TAMAÑO 70 LINER (FUNDA) ACETABULAR CERAMICO 09.2835 LINER (FUNDA) ACETAB. CERAM. DIAM. 28X35 PARA TAMAÑO 42-44 (Grupo 1) 09.3239 LINER (FUNDA) ACETAB. CERAM. DIAM.
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 32 TALLE 52-24-56-58 (GRUPO 3) 09.2826 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 32 TALLE 60-62-64-66-68- 70 (GRUPO 4) 09.2827 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 36 TALLE 60-62-64-66-68- 70 (GRUPO 4) LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 GRADOS HIPEX -UHMWPE 09.2900 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 GRADOS - UHMWPE DIAM. 22 TAM. 38- 40 (GRUPO 0) 09.2901 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 GRADOS - UHMWPE DIAM. 28 TAM. 42- 44 (GRUPO 1) 09.2902 LINER (FUNDA) ACETAB. 0 GRADOS - UHMWPE DIAM. 28 TAM. 46- 48-50 (GRUPO 2) 09.2903 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 52-24-56-58 (GR 3) 09.2904 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 60-62-64- 66-68-70 (GR 4) 09.2905 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 52-24-56-58 (GR 3) 09.2906 LINER (FUNDA)	32x39 PARA TAMAÑO 46-48- 50 (Grupo 2) 09.3644 LINER (FUNDA) ACETAB. CERAM. DIAM. 36x44 TAMAÑO 52-54-56-58 (Grupo 3) 09.3648 LINER (FUNDA) ACETAB. CERAM. Ø 36x48 TAMAÑO 60-62-64-66-68-70 (Grupo 4) LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE 09.2800 LINER (FUNDA) ACETAB. 0 ° HIPEX XL - UHMWPE Ø 22 PARA TALLE 38-40 (GRUPO 0) 09.2801 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø 28 PARA TALLE 42-44 (GR. 1) 09.2802 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø 28 PARA TALLE 46-48-50 (GR. 2) 09.2803 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø 28 TALLE 52-24- 56-58 (GR. 3) 09.2804 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø28 TALLE 60-62- 64-66-68-70 (GR. 4) 09.2805 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø32 TALLE 52-24- 56-58 (GR. 3) 09.2806 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø.32 TALLE 60-62- 64-66-68-70 (GR. 4)
---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

ACETABULAR 0 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 60-62-64- 66-68-70 (GR 4) 09.2907 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 ° -UHMWPE DIAM. 36 TAM. 60-62-64- 66-68-70 (GR 4) LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 GRADOS HIPEX -UHMWPE 09.2910 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 22 TAM. 38-40 (GR 0) 09.2911 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 42-44 (GR 1) 09.2912 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 46-48-50 (GR 2) 09.2913 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 52-24-56-58 (GR 3) 09.2914 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 60-62-64- 66-68-70 (GR 4) 09.2915 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 52-24-56-58 (GR 3) 09.2916 LINER (FUNDA) ACETAB. 10 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 60-62-64- 66-68-70 (GR 4) 09.2917 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 36 TAM. 60-62-64-	09.2807 LINER (FUNDA) ACETAB. 0° HIPEX XL - UHMWPE Ø36 TALLE 60-62- 64-66-68-70 (GR. 4) LINER (FUNDA) ACETAB. 10° HIPEX XL -UHMWPE 09.2810 LINER (FUNDA) ACETAB. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø 22 PARA TALLE 38-40 (GR. 0) 09.2811 LINER (FUNDA) ACETAB. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø28 PARA TALLE 42-44 (GR. 1) 09.2812 LINER (FUNDA) ACETAB. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø. 28 PARA TALLE 46-48-50 (GR. 2) 09.2813 LINER (FUNDA) ACETAB.10° HIPEX X - UHMWPE Ø28 PARA TALLE 52-24-56-58 (GR. 3) 09.2814 LINER (FUNDA) ACETAB. 10° HIPEX XL- UHMWPE Ø28 TALLE 60-62- 64-66-68-70 (GR. 4) 09.2815 LINER (FUNDA) ACET. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø32 PARA TALLE 52-24-56-58 (GR. 3) 09.2816 LINER (FUNDA) ACET. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø32 TALLE 60-62- 64-66-68-70 (GR 4) 09.2817 LINER (FUNDA) ACET. 10° HIPEX XL - UHMWPE Ø36 TALLE 60-62- 64-66-68-70 (GR 4) LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE
--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>66-68-70 (GR 4) LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° HIPEX - UHMWPE 09.2920 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 22 TAM. 38-40 (GR 0) 09.2921 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 42-44 (GR 1) 09.2922 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 46-48-50 (GR 2) 09.2923 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 52-24-56-58 (GR 3) 09.2924 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 60-62-64-66-68-70 (GR 4) 09.2925 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 52-24-56-58 (GR 3) 09.2926 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 60-62-64-66-68-70 (GR 4) 09.2927 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 36 TAM. 60-62-64-66-68-70 (GR 4) LINER (FUNDA) ACETABULAR CONSTREÑIDA HIPEX - UHMWPE 02.3601 LINER (FUNDA)</p>	<p>09.2820 LINER (FUNDA) ACETAB. 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE Ø22 TALLE 38-40 (GR 0) 09.2821 LINER (FUNDA) ACET. 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 28 TALLE 42-44 (GR 1) 09.2822 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 28 TALLE 46-48-0 (GRUPO 2) 09.2823 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 28 TALLE 52-24-56-58 (GRUPO 3) 09.2824 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 28 TALLE 60-62-64-66-68-70 (GRUPO 4) 09.2825 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 32 TALLE 52-24-56-58 (GRUPO 3) 09.2826 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 32 TALLE 60-62-64-66-68-70 (GRUPO 4) 09.2827 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 GRADOS HIPEX XL -UHMWPE DIAM. 36 TALLE 60-62-64-66-68-70 (GRUPO 4) LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 GRADOS HIPEX -UHMWPE</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

ACETAB. CONSTREÑIDA UHMWPE Ø28 TAM. 42-44 (GR 1) 02.3602 LINER (FUNDA) ACETAB. CONSTREÑIDA UHMWPE Ø 28 TAM. 46-48- 50 (GR 2) 02.3603 LINER (FUNDA) ACETAB. CONSTREÑIDA UHMWPE Ø28 TAM. 52-54- 56-58 (GR 3) 02.3604 LINER (FUNDA) ACET. CONSTREÑIDA UHMWPE Ø 28 TAM. 60-62- 64-66-68-70 (GR 4) TAPON DE ORIF. PARA TORNILLOS Y ORIF. POLAR ACETABULAR HIPEX 09.2500 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H3 TAMAÑO 38-42-46 09.2501 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H4 TAMAÑO 40-44-48-52 09.2502 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H5 TAMAÑO 50-54-60-62 09.2503 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H6 TAMAÑO 56-58-64-66 09.2507 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H7.0 TAMAÑO 68 09.2508 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H8.0 TAMAÑO 70 09.2600 TAPON ORIF. TORNILLO ACETABULAR HIPEX LINER (FUNDA)	09.2900 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 GRADOS - UHMWPE DIAM. 22 TAM. 38- 40 (GRUPO 0) 09.2901 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 GRADOS - UHMWPE DIAM. 28 TAM. 42- 44 (GRUPO 1) 09.2902 LINER (FUNDA) ACETAB. 0 GRADOS - UHMWPE DIAM. 28 TAM. 46- 48-50 (GRUPO 2) 09.2903 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 52-24-56-58 (GR 3) 09.2904 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 60-62-64- 66-68-70 (GR 4) 09.2905 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 52-24-56-58 (GR 3) 09.2906 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 60-62-64- 66-68-70 (GR 4) 09.2907 LINER (FUNDA) ACETABULAR 0 ° -UHMWPE DIAM. 36 TAM. 60-62-64- 66-68-70 (GR 4) LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 GRADOS HIPEX -UHMWPE 09.2910 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 22 TAM. 38-40 (GR 0) 09.2911 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE
---	--



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	<p>ACETABULAR METALICA 09.7835 LINER (FUNDA) ACETABULAR METALICA Ø 28X35 TAM. 42-44 (GRUPO 1) 09.8239 LINER (FUNDA) ACETABULAR METALICA Ø 32X39 TAM. 46-48-50 (GR. 2) 09.8644 LINER (FUNDA) ACETABULAR METALICA Ø 36X44 TAM. 52-54-56-58 (GRUPO 3) 09.8648 LINER (FUNDA) ACETABULAR METALICA Ø 36X48 TAM. 60-62-64-66-68- 70 (GRUPO 4) CABEZA DIAM. 36MM (CR.CO) 02.8520 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 36MM S 02.8521 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 36MM M 02.8522 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 36MM L 02.8523 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 36MM XL CABEZA Ø 40MM (CR.CO) 02.8530 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 40MM S 02.8531 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 40MM M 02.8532 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 40MM L 02.8533 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 40MM XL</p>	<p>DIAM. 28 TAM. 42-44 (GR 1) 09.2912 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 46-48-50 (GR 2) 09.2913 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 52-24-56-58 (GR 3) 09.2914 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 60-62-64- 66-68-70 (GR 4) 09.2915 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 52-24-56-58 (GR 3) 09.2916 LINER (FUNDA) ACETAB. 10 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 60-62-64- 66-68-70 (GR 4) 09.2917 LINER (FUNDA) ACETABULAR 10 ° -UHMWPE DIAM. 36 TAM. 60-62-64- 66-68-70 (GR 4) LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° HIPEX - UHMWPE 09.2920 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 22 TAM. 38-40 (GR 0) 09.2921 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 42-44 (GR 1) 09.2922 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 46-48-50 (GR 2)</p>
--	---	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	<p>CABEZA MODULAR CERAMICA</p> <p>09.2831 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 28 S</p> <p>09.2832 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 28 M</p> <p>09.2833 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 28 L</p> <p>09.3231 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 32 S</p> <p>09.3232 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 32 M</p> <p>09.3233 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 32 L</p> <p>09.3234 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 32 XL</p> <p>09.3631 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 36 S</p> <p>09.3632 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 36 M</p> <p>09.3633 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 36 L</p> <p>09.3634 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 36 XL</p>	<p>09.2923 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 52-24-56-58 (GR 3)</p> <p>09.2924 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 28 TAM. 60-62-64-66-68-70 (GR 4)</p> <p>09.2925 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 52-24-56-58 (GR 3)</p> <p>09.2926 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 32 TAM. 60-62-64-66-68-70 (GR 4)</p> <p>09.2927 LINER (FUNDA) ACETABULAR 20 ° -UHMWPE DIAM. 36 TAM. 60-62-64-66-68-70 (GR 4)</p> <p>LINER (FUNDA) ACETABULAR CONSTREÑIDA HIPEX - UHMWPE</p> <p>02.3601 LINER (FUNDA) ACETAB. CONSTREÑIDA UHMWPE Ø28 TAM. 42-44 (GR 1)</p> <p>02.3602 LINER (FUNDA) ACETAB. CONSTREÑIDA UHMWPE Ø 28 TAM. 46-48-50 (GR 2)</p> <p>02.3603 LINER (FUNDA) ACETAB. CONSTREÑIDA UHMWPE Ø28 TAM. 52-54-56-58 (GR 3)</p> <p>02.3604 LINER (FUNDA) ACET. CONSTREÑIDA UHMWPE Ø 28 TAM. 60-62-64-66-68-70 (GR 4)</p> <p>TAPON DE ORIF. PARA</p>
--	---	--



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

		<p>TORNILLOS Y ORIF. POLAR ACETABULAR HIPEX</p> <p>09.2500 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H3 TAMAÑO 38-42-46</p> <p>09.2501 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H4 TAMAÑO 40-44-48-52</p> <p>09.2502 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H5 TAMAÑO 50-54-60-62</p> <p>09.2503 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H6 TAMAÑO 56-58-64-66</p> <p>09.2507 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H7.0 TAMAÑO 68</p> <p>09.2508 TAPON CUPULA ACETABULAR HIPEX H8.0 TAMAÑO 70</p> <p>09.2600 TAPON ORIF. TORNILLO ACETABULAR HIPEX</p> <p>LINER (FUNDA) ACETABULAR METALICA</p> <p>09.7835 LINER (FUNDA) ACETABULAR METALICA Ø 28X35 TAM. 42-44 (GRUPO 1)</p> <p>09.8239 LINER (FUNDA) ACETABULAR METALICA Ø 32X39 TAM. 46-48-50 (GR. 2)</p> <p>09.8644 LINER (FUNDA) ACETABULAR METALICA Ø 36X44 TAM. 52-54-56-58 (GRUPO 3)</p> <p>09.8648 LINER (FUNDA) ACETABULAR METALICA Ø 36X48 TAM. 60-62-64-66-68-</p>
--	--	---

E *A*



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

		70 (GRUPO 4) CABEZA DIAM. 36MM (CR.CO) 02.8520 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 36MM S 02.8521 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 36MM M 02.8522 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 36MM L 02.8523 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 36MM XL CABEZA DIAM 40MM (CR.CO) 02.8530 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 40MM S 02.8531 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 40MM M 02.8532 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 40MM L 02.8533 CABEZA MODULAR (CR.CO) Ø 40MM XL CABEZA MODULAR CERAMICA 09.2831 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 28 S 09.2832 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 28 M 09.2833 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 28 L 09.3231 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 32 S 09.3232 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 32 M 09.3233 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 32 L 09.3234 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 32
--	--	---

Handwritten marks: a large 'E' and a checkmark.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		<p>XL 09.3631 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 36 S 09.3632 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 36 M 09.3633 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 36 L 09.3634 CABEZA MODULAR CERAMICA Ø 36 XL VÁSTAGO PARA CADERA PARAGON VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON 63.1031 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 1 63.1032 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 2 63.1033 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 3 63.1034 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 4 63.1035 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 5 63.1036 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 6 63.1037 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA</p>
--	--	---

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 7 63.1038 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 8 63.1039 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 9 63.1040 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 10 63.1041 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 11 63.1042 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 12 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON 63.1001 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 1 63.1002 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 2 63.1003 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 3 63.1004 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 4
--	--	---

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		63.1005 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 5
		63.1006 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 6
		63.1007 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 7
		63.1008 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 8
		63.1009 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 9
		63.1010 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 10
		63.1011 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 11
		63.1012 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 12
		VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON
		63.1061 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 1
		63.1062 VÁSTAGO CON

Σ A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 2 63.1063 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 3 63.1064 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 4 63.1065 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 5 63.1066 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 6 63.1067 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 7 63.1068 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 8 63.1069 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 9 63.1070 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 10 63.1071 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO + HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 11 63.1072 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO +
--	--	--

E.
A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		HA ESTÁNDAR PARAGON TAMAÑO 12 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON 63.1101 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 1 63.1102 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 2 63.1103 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 3 63.1104 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 4 63.1105 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 5 63.1106 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 6 63.1107 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 7 63.1108 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 8 63.1109 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 9
--	--	---



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		63.1110 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 10 63.1111 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 11 63.1112 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO POROSO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 12 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON 63.1131 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 1 63.1132 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 2 63.1133 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 3 63.1134 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 4 63.1135 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 5 63.1136 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 6
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		63.1137 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 7
		63.1138 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 8
		63.1139 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 9
		63.1140 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 10
		63.1141 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 11
		63.1142 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO PARAGON TAMAÑO 12
		VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO CON COLLAR PARAGON
		63.1143 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO CON COLLAR PARAGON TAMAÑO 1
		63.1144 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO CON COLLAR PARAGON TAMAÑO 2
		63.1145 VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO CON COLLAR PARAGON TAMAÑO 3

Handwritten marks: a large bracket-like shape on the left and a checkmark-like shape on the right.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		VÁSTAGO REVESTIMIENTO ELEVADO PARAGON	CON DE HA COLLAR
		63.1143 VÁSTAGO REVESTIMIENTO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 1	CON DE HA COLLAR
		63.1144VÁSTAGO REVESTIMIENTO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 2	CON DE HA COLLAR
		63.1145VÁSTAGO REVESTIMIENTO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 3	CON DE HA COLLAR
		63.1146VÁSTAGO REVESTIMIENTO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 4	CON DE HA COLLAR
		63.1147VÁSTAGO REVESTIMIENTO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 5	CON DE HA COLLAR
		63.1148VÁSTAGO REVESTIMIENTO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 6	CON DE HA COLLAR
		63.1149VÁSTAGO REVESTIMIENTO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 7	CON DE HA COLLAR
		63.1150VÁSTAGO REVESTIMIENTO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 8	CON DE HA COLLAR
		63.1151VÁSTAGO REVESTIMIENTO ELEVADO PARAGON TAMAÑO 9	CON DE HA COLLAR

C A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		<p>63.1152VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO CON COLLAR PARAGON TAMAÑO 10 63.1153VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO CON COLLAR PARAGON TAMAÑO 11 63.1154VÁSTAGO CON REVESTIMIENTO DE HA ELEVADO CON COLLAR PARAGON TAMAÑO 12 REVESTIMIENTO ACETABULAR XL-UHMWPE HIPEX 0 GRADO 09.2808REVESTIMIENTO ACETABULAR XL-UHMWPE 0 GRADO Ø36 PARA TAMAÑO 52-54-56-58 (GRUPO 3) REVESTIMIENTO ACETABULAR XL-UHMWPE HIPEX 10 GRADOS 09.2818REVESTIMIENTO ACETABULAR XL-UHMWPE 10 GRADOS Ø36 PARA TAMAÑO 52-54-56-58 (GRUPO 3) REVESTIMIENTO ACETABULAR XL-UHMWPE HIPEX 20 GRADOS 09.2828REVESTIMIENTO ACETABULAR XL-UHMWPE 20 GRADOS Ø36 PARA TAMAÑO 52-54-56-58 (GRUPO 3) 90.0081 CONJUNTO DE INSTRUMENTOS PARAGON 95.0901 ESTUCHE DE INSTRUMENTOS PARAGON 1 95.0903CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø28 MM -3 MM (S) 95.0904CABEZA FEMORAL DE</p>
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		PRUEBA Ø28 MM +0 MM (M) 95.0905CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø28 MM +4 MM (L) 95.0906CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø28 MM +8 MM (XL) 95.0907CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø32 MM -3 MM (S) 95.0908CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø32 MM +0 MM (M) 95.0909CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø32 MM +4 MM (L) 95.0910CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø32 MM +8 MM (XL) 95.0911CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø36 S 95.0912CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø36 M 95.0913CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø36 L 95.0914CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø36 XL 95.0919ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 0 95.0920ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 1 95.0921ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 2 95.0922ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 3 95.0923ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 4 95.0924ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 5 95.0925ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 6 95.0926ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 7 95.0927ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 8 95.0928ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 9
--	--	--

Σ

Λ



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		95.0929ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 10 95.0930ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 11 95.0931ESCARIADOR PARAGON TAMAÑO 12 95.0932CUELLO DE PRUEBA PARAGON ESTÁNDAR TAMAÑO 1-3 95.0933CUELLO DE PRUEBA PARAGON ESTÁNDAR TAMAÑO 4-6 95.0934CUELLO DE PRUEBA PARAGON ESTÁNDAR TAMAÑO 7-9 95.0935CUELLO DE PRUEBA PARAGON ESTÁNDAR TAMAÑO 10-12 95.0936CUELLO DE PRUEBA PARAGON ELEVADO TAMAÑO 1-3 95.0937CUELLO DE PRUEBA PARAGON ELEVADO TAMAÑO 4-6 95.0938CUELLO DE PRUEBA PARAGON ELEVADO TAMAÑO 7-9 95.0939CUELLO DE PRUEBA PARAGON ELEVADO TAMAÑO 10-12 95.0902ESTUCHE DE INSTRUMENTOS PARAGON 2 95.0944GUÍA DE RESECCIÓN PARAGON 95.0945PERFORADOR PARAGON 95.0946PUNZÓN PARAGON 95.0947MANGO EN T PARAGON 95.0948CINCEL
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		RECTANGULAR PARAGON PEQUEÑO 95.0949CINCEL RECTANGULAR PARAGON GRANDE 95.0950MANGO PARA ESCARIADOR PARAGON 95.0951FRESA PARA CALCAR PARAGON 95.0952INSERTADOR DE VÁSTAGO PARAGON / NO FILETEADO 95.0953INSERTADOR DE VÁSTAGO PARAGON / FILETEADO 95.0954IMPACTADOR DE CABEZA PARAGON 90.0070CONJUNTO DE ADAPTADORES PARA INSTRUMENTOS PARA COPA ACETABULAR HIPEX 95.0521ESTUCHE DE ADAPTADORES PARA INSTRUMENTOS ACETABULARES HIPEX 08.0298CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 38 MM 08.0299CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 40 MM 08.0301CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 42 MM 08.0302CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 44 MM 08.0303CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 46 MM 08.0304CARCASA
--	--	---

E *7*



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		ACETABULAR DE PRUEBA 48 MM 08.0305CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 50 MM 08.0306CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 52 MM 08.0307CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 54 MM 08.0308CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 56 MM 08.0309CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 58 MM 08.0310CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 60 MM 08.0311CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 62 MM 08.0598MANGO DE CARCASA DE PRUEBA 08.0454ENSANCHADOR ACETABULAR 38 MM 08.0455ENSANCHADOR ACETABULAR 40 MM 08.0433ENSANCHADOR ACETABULAR 42 MM 08.0434ENSANCHADOR ACETABULAR 44 MM 08.0435ENSANCHADOR ACETABULAR 46 MM 08.0436ENSANCHADOR ACETABULAR 48 MM 08.0437ENSANCHADOR ACETABULAR 50 MM 08.0438ENSANCHADOR ACETABULAR 52 MM
--	--	--

E. A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		08.0439ENSANCHADOR ACETABULAR 54 MM 08.0440ENSANCHADOR ACETABULAR 56 MM 08.0441ENSANCHADOR ACETABULAR 58 MM 08.0442ENSANCHADOR ACETABULAR 60 MM 08.0443ENSANCHADOR ACETABULAR 62 MM 08.5108EJE DE ENSANCHADOR ACETABULAR 95.0522BANDEJA DE ADAPTADORES PARA INSTRUMENTOS ACETABULARES HIPEX, 1 08.5116PINZA PARA TORNILLOS CURVA 08.5109GUÍA DE PERFORADOR DE TORNILLO ACETABULAR Ø3,2- Ø4 08.5115INDICADOR DE PROFUNDIDAD DE TORNILLO ACETABULAR 08.5118DESTORNILLADOR RÍGIDO 08.5117DESTORNILLADOR UNIVERSAL 08.5119EJE DE PERFORADOR FLEXIBLE 08.5120BROCA DE PERFORACIÓN FLEXIBLE Ø3,2 MM CORTA 08.5121BROCA DE PERFORACIÓN FLEXIBLE Ø3,2 MM LARGA 08.5106BROCA DE PERFORACIÓN FLEXIBLE Ø4 MM CORTA 08.5107BROCA DE PERFORACIÓN FLEXIBLE Ø4
--	--	--

E A



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		MM LARGA 08.0453MANGO PARA TRINQUETE DE DESTORNILLADOR PARA COPA ACETABULAR 95.0007IMPACTADOR DE COPA ACETABULAR CEMENTADA PARA Ø22 95.0008IMPACTADOR DE COPA ACETABULAR CEMENTADA PARA Ø28 95.0009IMPACTADOR DE COPA ACETABULAR CEMENTADA PARA Ø32 95.0523BANDEJA DE ADAPTADORES PARA INSTRUMENTOS ACETABULARES HIPEX, 2 95.0405REVESTIMIENTO DE PRUEBA 38-40 MM 0 GRADO PARA CABEZA DE Ø22 95.0406REVESTIMIENTO DE PRUEBA 42-44 MM 0 GRADO PARA CABEZA DE Ø28 95.0407REVESTIMIENTO DE PRUEBA 0 GRADO DE 46-48- 50 MM PARA CABEZA DE Ø28 MM 95.0408REVESTIMIENTO DE PRUEBA 0 GRADO DE 52-54- 56-58 MM PARA CABEZA DE Ø28 MM 95.0409REVESTIMIENTO DE PRUEBA 0 GRADO DE 60-62- 64-66-68-70 MM PARA CABEZA DE Ø28 MM 95.0410REVESTIMIENTO DE PRUEBA 10 GRADOS DE 38- 40 MM PARA CABEZA DE Ø22 MM 95.0411REVESTIMIENTO DE
--	--	---



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		<p>PRUEBA 10 GRADOS DE 42-44 MM PARA CABEZA DE Ø28 MM</p> <p>95.0412 REVESTIMIENTO DE PRUEBA 10 GRADOS DE 46-48-50 MM PARA CABEZA DE Ø28 MM</p> <p>95.0413 REVESTIMIENTO DE PRUEBA 10 GRADOS DE 52-54-56-58 MM PARA CABEZA DE Ø28 MM</p> <p>95.0414 REVESTIMIENTO DE PRUEBA 10 GRADOS DE 60-62-64-66-68-70 MM PARA CABEZA DE Ø28 MM</p> <p>95.0415 REVESTIMIENTO DE PRUEBA 20 GRADOS DE 38-40 MM PARA CABEZA DE Ø22 MM</p> <p>95.0416 REVESTIMIENTO DE PRUEBA 20 GRADOS DE 42-44 MM PARA CABEZA DE Ø28 MM</p> <p>95.0417 REVESTIMIENTO DE PRUEBA 20 GRADOS DE 46-48-50 MM PARA CABEZA DE Ø28 MM</p> <p>95.0418 REVESTIMIENTO DE PRUEBA 20 GRADOS DE 52-54-56-58 MM PARA CABEZA DE Ø28 MM</p> <p>95.0419 REVESTIMIENTO DE PRUEBA 20 GRADOS DE 60-62-64-66-68-70 MM PARA CABEZA DE Ø28 MM</p> <p>95.0420 REVESTIMIENTO DE PRUEBA 0 GRADO DE 46-48-50 MM PARA CABEZA DE Ø32 MM</p> <p>95.0421 REVESTIMIENTO DE PRUEBA 0 GRADO DE 52-54-</p>
--	--	--



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

		56-58 MM PARA CABEZA DE Ø32 MM 95.0422REVESTIMIENTO DE PRUEBA 0 GRADO DE 60-62-64-66-68-70 MM PARA CABEZA DE Ø32 MM 95.0423REVESTIMIENTO DE PRUEBA 0 GRADO DE 52-54-56-58 MM PARA CABEZA DE Ø36 MM 95.0424REVESTIMIENTO DE PRUEBA 0 GRADO DE 60-62-64-66-68-70 MM PARA CABEZA DE Ø36 MM 95.0425EXTRACTOR DE REVESTIMIENTO DE CERÁMICA/METAL 95.0487IMPACTADOR DE REVESTIMIENTO Ø22 95.0488IMPACTADOR DE REVESTIMIENTO Ø28 95.0489IMPACTADOR DE REVESTIMIENTO Ø32 95.0490IMPACTADOR DE REVESTIMIENTO Ø36 95.0497IMPACTADOR DE COPA ACETABULAR 08.0196INDICADOR DE POSICIONAMIENTO DE COPA ACETABULAR 95.0535ADAPTADOR DE OPCIÓN ACETABULAR HIPEX, ESTUCHE 95.0284CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø32 MM -3 MM (S) 95.0285CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø32 MM +0 MM (M) 95.0286CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø32 MM +4 MM (L) 95.0287CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø32 MM +8 MM (XL)
--	--	---

Handwritten marks: a stylized 'E' and an arrow pointing to the right.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

		95.0288CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø32 MM +12 MM (XXL) 95.0289CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø36 S 95.0290CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø36 M 95.0291CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø36 L 95.0292CABEZA FEMORAL DE PRUEBA Ø36 XL 95.0529REVESTIMIENTO DE PRUEBA 10 GRADOS DE 52-54-56-58 MM PARA CABEZA DE Ø32 MM 95.0530REVESTIMIENTO DE PRUEBA 10 GRADOS DE 60-62-64-66-68-70 MM PARA CABEZA DE Ø32 MM 95.0531REVESTIMIENTO DE PRUEBA 10 GRADOS DE 60-62-64-66-68-70 MM PARA CABEZA DE Ø36 MM 95.0532REVESTIMIENTO DE PRUEBA 20 GRADOS DE 52-54-56-58 MM PARA CABEZA DE Ø32 MM 95.0533REVESTIMIENTO DE PRUEBA 20 GRADOS DE 60-62-64-66-68-70 MM PARA CABEZA DE Ø32 MM 95.0534REVESTIMIENTO DE PRUEBA 20 GRADOS DE 60-62-64-66-68-70 MM PARA CABEZA DE Ø36 MM 95.0525CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 64 MM 95.0526CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 66 MM
--	--	--



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

		95.0527CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 68 MM 95.0528CARCASA ACETABULAR DE PRUEBA 70 MM 95.0484ESCARIADOR ACETABULAR 64 MM 95.0486ESCARIADOR ACETABULAR 66 MM 95.0492ESCARIADOR ACETABULAR 68 MM 95.0494ESCARIADOR ACETABULAR 70 MM 08.5133LÁPICES DE EXTRACCIÓN
Rótulos	Aprobado según Disposición ANMAT N° 7931/11	A fs. 277 a 279
Instrucciones de uso	Aprobado según Disposición ANMAT N° 7931/11	A fs. 280 a 287

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma IPMAG S.A, Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1029-59, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **10 MAY 2017**

Expediente N° 1-47-3110-2761-15-2

DISPOSICIÓN N°

4657

Dr. ROBERTO LEDE
 Subadministrador Nacional
 A.N.M.A.T.

4657



10 MAY 2017

PROYECTO DE ROTULO

SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACION DE CADERA

COVISION

INSTRUMENTAL ASOCIADO

MODELO XXX

Nombre del fabricante: **Covision Medical Technologies Ltd.**

Dirección: **Lawn Road., Carlton In Lindrick, Worksop S81 9LB Reino Unido**

Nombre del Importador: **IPMAG SA**

Dirección **Sanchez de Bustamante 485 Caba. Argentina**

Fecha de fabricación:

Lote

Almacenamiento/manipulación:

Los componentes de deben almacenarse en un ambiente limpio y seco. A temperatura ambiente

Símbolos de instrucciones de uso

Producto médico reusable

Producto médico no estéril. Método de esterilización recomendado: autoclave por vapor

Director Técnico: Farmacéutica María José Gallego – MN 11259


AUTORIZADO POR LA ANMAT: PM – 1029-59

Condiciones de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

ROBERTO STANGANELLI
VICERESIDENTE
IPMAG S.A.

MARIA JOSÉ GALLEGO
FARMACÉUTICA
M.N. 11259

4657



PROYECTO DE ROTULO

SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACION DE CADERA
COVISION
MODELO XXX

Nombre del fabricante: **Covision Medical Technologies Ltd.**

Dirección: **Lawn Road., Carlton In Lindrick, Worksop S81 9LB Reino Unido**

Nombre del Importador: **IPMAG SA**

Dirección **Sanchez de Bustamante 485 Caba. Argentina**

Fecha de Vencimiento

Fecha de fabricación:

Lote

Almacenamiento/manipulación:

Los componentes de deben almacenarse en un ambiente limpio y seco. A temperatura ambiente

Símbolos de instrucciones de uso

Producto médico de un solo uso

Producto médico estéril


Director Técnico: Farmacéutica María José Gallego – MN 11259

AUTORIZADO POR LA ANMAT: PM – 1029-59

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPMAG. S.A.


MARIA JOSE GALLEGO
FARMACÉUTICA
M.N. 11259


4657



Condiciones de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

C


ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPVAS. S.A.


MARÍA JOSÉ COLLEGO
FARMACÉUTICA
M.N. 11120

46517



PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

SISTEMA DE REEMPLAZO DE ARTICULACION DE CADERA

COVISION

MODELO XXX

Nombre del fabricante: **Covision Medical Technologies Ltd.**

Dirección: **Lawn Road., Carlton In Lindrick, Worksop S81 9LB Reino Unido**

Nombre del Importador: **IPMAG SA**

Dirección **Sanchez de Bustamante 485 Caba. Argentina**

Almacenamiento/manipulación:

Los componentes de deben almacenarse en un ambiente limpio y seco. A temperatura ambiente

Símbolos de instrucciones de uso

Producto médico de un solo uso

Producto médico estéril

Director Técnico: Farmacéutica María José Gallego – MN 11259

AUTORIZADO POR LA ANMAT: PM – 1029-59

Condiciones de venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

SISTEMA DE CADERA COVISION

Los objetivos de este reemplazo total de cadera son la reducción del dolor, así como el aumento de la funcionalidad y movilidad.

ROBERTO STANGANELLI
VICERESIDENTE
IPMAG. S.A.

MARIA JOSÉ GALLEGO
FARMACEUTICA
M.N. 11259



DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA:

El sistema de cadera consta de componentes femorales, manguitos cónicos, manguitos distales, componentes acetabulares, tornillos de fijación, centradores, cabezas femorales, cabezas unipolares, copas bipolares y acetabulares cementadas. Estos componentes se pueden emplear en diversas configuraciones con el fin de montar el dispositivo final.

Todos los dispositivos implantables están diseñados para un único uso.

Componentes femorales:

Todos los vástagos femorales tienen un cono morse 12/14.

Manguitos cónicos:

Para acoplar una cabeza unipolar se necesita un manguito cónico. Un manguito cónico unipolar tiene un cono morse 12/14.

Cabezas femorales

Las cabezas de cromo-cobalto y las de cerámica inoxidable están disponibles con diversas longitudes de cuello para un ajuste anatómico y muscular adecuados. Las cabezas tienen un acabado muy pulido, de modo que se reduce la fricción y, por consiguiente, el desgaste.

Cabezas unipolares

Las cabezas de cromo-cobalto y las de acero inoxidable están disponibles en diferentes diámetros para un ajuste anatómico y muscular adecuados. Las cabezas tienen un acabado muy pulido, de modo que se reduce la fricción y, por consiguiente, el desgaste.

Componentes acetabulares:

Los componentes acetabulares pueden ser componentes de una única pieza de polietileno o componentes de dos piezas formados por una cúpula acetabular de metal y un revestimiento de polietileno o cerámico.

Los componentes femorales y las cabezas femorales están diseñados para su empleo con cualquier componente acetabular de polietileno o revestimientos de polietileno con componente acetabular cubierto de metal

COVISION que tengan un diámetro interior del tamaño apropiado.

Las capas porosas de fosfato tricálcico o plasma de titanio aplicadas a las superficies de los implantes están destinadas a la artroplastia no cementada.

Indicaciones:

El objetivo de la artroplastia de cadera COVISION es proporcionar al paciente mayor movilidad y disminuirle el dolor mediante la sustitución de la superficie articulada de la articulación de la cadera dañada en los pacientes

en los que hay evidencia de suficiente hueso sano sobre el que asentar y apoyar los componentes. Se recomienda el reemplazo total de cadera en los siguientes casos:

- 1) Articulación no funcional o que produce gran dolor causado por artrosis, artritis traumática, artritis reumatoide o displasia congénita de cadera
- 2) Necrosis avascular de la cabeza o el cuello femoral
- 3) Fractura traumática aguda de la cabeza o el cuello femoral

ROBERTO STANGANELLI
VICERESIDENTE
IPMAG. S.A.

MARIA JOSE GALLEGO
FARMACÉUTICA
M.N. 1123

12687



Posibles efectos adversos

Se puede producir el desgaste de las superficies articuladas de polietileno de los componentes acetabulares. Se pueden iniciar índices más elevados de desgaste debido a la presencia de partículas de cemento, metal u otros residuos que se pueden generar durante o como resultado de la cirugía y que pueden causar la abrasión de las superficies articuladas. Índices más elevados de desgaste pueden acortar la vida útil de la prótesis y acelerar la cirugía de revisión con el fin de sustituir los componentes desgastados de la prótesis. Aunque poco frecuentes, se pueden presentar cuadros de reacciones alérgicas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Se debe advertir al paciente de los riesgos de la cirugía, así como informarle de los posibles efectos adversos. Se debe advertir al paciente de que el dispositivo no sustituye un hueso sano normal, de que el implante se puede romper o deteriorar como resultado de una actividad extenuante o traumatismo, y que tiene una vida útil limitada, pudiendo darse el caso de que se deba volver a sustituir en el futuro. No mezcle componentes de fabricantes diferentes.

No combine NUNCA estos metales en superficies de contacto NO ARTICULADAS:

- Acero inoxidable / aleación de cromo-cobalto.
- Acero inoxidable / titanio no aleado (en estado puro).


No se conocen los efectos biológicos potenciales a largo plazo de los residuos producidos por el desgaste del metal ni de la producción de iones metálicos. La literatura especializada ha apuntado la cuestión de la carcinogenicidad; sin embargo, no hay estudios que evidencien de forma concluyente que los residuos producidos por el desgaste del metal y la producción de iones metálicos sean carcinógenos.


Contraindicaciones:

- 1) Condiciones que eliminarían o tenderían a eliminar el soporte adecuado de un implante o impedirían el empleo de un implante de tamaño adecuado, p. ej.:
 - a) limitaciones del riego sanguíneo;
 - b) cantidad o calidad insuficientes del soporte óseo, p. ej., osteoporosis o trastornos del metabolismo, que puedan dificultar la formación ósea, y la osteomalacia;
 - c) infecciones u otras condiciones que conduzcan a una resorción ósea incrementada.
2. Condiciones mentales o neurológicas tendentes a perjudicar la habilidad o buena disposición del paciente a limitar sus actividades.
3. Condiciones o actividades físicas tendentes a colocar cargas extremas en implantes, p. ej., deficiencias musculares, multidiscapacidad articularia, etc.
4. Inmadurez ósea.

Preoperatorio

1. En la selección de pacientes se deben tener en cuenta los factores siguientes, que pueden llevar a un riesgo mayor de fallo y pueden resultar decisivos para el éxito final de la cirugía: el peso del paciente, su nivel de actividad y profesión. Estas variables pueden afectar a la duración y estabilidad del implante. Un paciente de gran peso puede generar cargas elevadas en la prótesis, pudiendo causar que esta falle. El cirujano debe considerar


ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPKAG. S.A.


MARIA JOSÁ GALLEGO
FARMACÉUTICA
M.N. 11253

4657



la habilidad y buena disposición del paciente para seguir las instrucciones y controlar su peso y nivel de actividad. Los pacientes con niveles de actividad elevados, calidad ósea deficiente o de gran peso pueden no ser candidatos a un implante femoral estrecho. No se puede esperar que ningún sistema de reemplazo de articulaciones, incluyendo el área de contacto implante/hueso, resista niveles de actividad y cargas tal y como lo haría un hueso sano normal, de la misma manera que tampoco será tan robusto, fiable ni duradero como una articulación humana natural. El paciente no debería tener expectativas funcionales poco realistas relativas a profesiones o actividades que incluyan caminar, correr, levantar pesos o distensión muscular en proporciones considerables.

2. Se debe advertir al paciente de los riesgos de la cirugía, así como informarle de los posibles efectos adversos. Se debe advertir al paciente de que la prótesis no sustituye un hueso sano normal, de que la prótesis se puede romper o deteriorar como resultado de ciertas actividades o traumatismo, y que tiene una vida útil limitada, pudiendo darse el caso de que se deba volver a sustituir en el futuro. Se debe informar al paciente de otros riesgos que el cirujano considere relevantes.

Se debe informar al paciente de que debe notificar al cirujano cualquier ruido o sensación anormal, puesto que pueden tratarse de manifestaciones de un mal funcionamiento del implante.

3. Manipule y guarde con sumo cuidado los componentes de un implante. El hecho de cortar, deformar o arañar la superficie de los componentes puede reducir de forma significativa las características de fuerza, resistencia a la fatiga y/o desgaste del sistema de implante. Consiguientemente, estos pueden provocar esfuerzos internos, no perceptibles a simple vista, que pueden llegar a fracturar el componente. Los implantes y el instrumental se deben proteger de ambientes corrosivos como aire salado durante su almacenamiento.

4. No permita que las superficies revestidas de plasma HA/Ti entren en contacto con tela u otros materiales que desprendan fibras.

5. La información sobre la técnica quirúrgica está disponible a petición del interesado. El cirujano debe estar familiarizado con la técnica. Consulte la documentación médica o del fabricante para obtener información específica sobre el producto.

6. Existe la posibilidad de fractura intraoperatoria o ruptura de instrumental. El instrumental muy usado o sobre el que se ejerce demasiada fuerza es susceptible de ruptura. Se debe examinar si el instrumental presenta desgaste o daños antes de cada cirugía.


Intraoperatorio

1. Se aplican los principios generales de selección de pacientes y el buen criterio quirúrgico. La selección correcta del implante es de importancia esencial. Se debe seleccionar el tipo y tamaño apropiado para cada paciente, en función de factores anatómicos y biomecánicos, tales como su edad, sus niveles de actividad y su estado óseo y muscular, toda intervención quirúrgica previa y cirugías futuras antes de tiempo, etc. En general, se prefiere el componente de sección transversal mayor, puesto que permitirá que se mantenga un apoyo adecuado del hueso.

2. Son importantes la selección correcta de la longitud del cuello y la cúpula, así como la colocación del vástago. La flacidez muscular y/o la mala colocación de componentes pueden causar aflojamiento, subluxación, dislocación, y/o fractura de componentes. Una longitud mayor de cuello y una colocación en varo incrementarán el estrés que debe soportar el vástago. El componente se debe asentar firmemente con el instrumental de

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPMAG-S.A.

MARIA JOSE CALLEGO
FARMACEUTICA
M.N. 21250



inserción de componentes.

3. Se debe tener cuidado de no arañar, doblar ni cortar componentes del implante durante la cirugía por las razones expuestas en el punto número tres de la sección "Preoperatorio" de "Advertencias y precauciones".
4. Las cabezas modulares y los componentes femorales deben ser del mismo fabricante con el fin de prevenir la no correspondencia de las uniones cónicas.
5. Limpie y seque el cono del vástago antes de presionar firmemente la cabeza femoral o el manguito cónico. El componente de la cabeza femoral modular se debe asentar con firmeza en el componente femoral para prevenir la disociación.
6. Tenga cuidado al determinar la posición y taladrar los orificios de tornillos y espigas, con el fin de no dañar estructuras neurovasculares vitales. No coloque un tornillo en el orificio central de una prótesis acetabular. Los tornillos óseos se deben asentar completamente en los orificios de la cúpula para conseguir la fijación adecuada del revestimiento acetabular.
7. Antes de asentar componentes modulares, se deben limpiar de sus superficies los residuos quirúrgicos, incluyendo el tejido. Los residuos, incluido el cemento óseo, pueden dificultar el mecanismo de fijación de componentes. Durante la inserción del revestimiento, cerciórese de que el tejido suave no invade el área de contacto entre la cúpula y el revestimiento. Los componentes modulares se deben montar firmemente con el fin de prevenir su disociación. Si el revestimiento acetabular no se asienta correctamente en la cúpula, el revestimiento puede llegar a disociarse de esta.
8. Evite el montaje y desmontaje repetido de los componentes modulares, ya que puede perjudicar la acción decisiva del mecanismo de fijación.
9. No se deben volver a emplear los implantes ya usados, puesto que los esfuerzos internos, no perceptibles a simple vista, pueden causar que estos componentes se deformen o quiebren antes de tiempo.

Posoperatorio

1. Se debe informar al paciente de las limitaciones de la reconstrucción y de la necesidad de evitar que la prótesis soporte todo su peso hasta que se hayan completado la fijación y regeneración adecuadas. Se debe advertir al paciente de que limite sus actividades y proteja la nueva articulación de esfuerzos exagerados y posible aflojamiento, fractura y/o desgaste, y que siga las instrucciones de su médico con respecto al cuidado y tratamiento de seguimiento. El aflojamiento de los componentes puede provocar una mayor producción de partículas de desgaste, así como daños en el hueso, dificultando una cirugía de revisión satisfactoria.
2. Se recomienda un seguimiento periódico a largo plazo para supervisar la posición y el estado de los componentes de la prótesis, además del estado del hueso contiguo. Se recomienda la realización de rayos x posoperatorios de forma periódica para establecer una comparación rigurosa con el estado posoperatorio temprano para detectar evidencia a largo plazo de variaciones en cuanto a posición, aflojamiento, deformación o agrietamiento de componentes.
3. Los sistemas de cadera Covision no se han evaluado en cuanto a su seguridad y compatibilidad en entorno de resonancia magnética. Los sistemas de cadera Covision no se han examinado en cuanto a calentamiento o migración en entorno de resonancia magnética.
4. Son fundamentales las advertencias posoperatorias de los médicos a los pacientes, así como el cuidado del propio paciente.

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IPVAG. S.A.

MARIA JOSE CALLEGO
FARMACÉUTICA
M.N. 11159

4657



5. Se debe prevenir a los pacientes de las actividades sin ayuda, concretamente el empleo de aseos u otras actividades que exijan un movimiento excesivo de la cadera.
6. Se debe tener sumo cuidado al mover al paciente. Se debe proporcionar apoyo a la pierna operada al mover al paciente. Al colocar al paciente en cuñas, cambiarle de vendaje o de ropa y actividades similares, se deben tomar precauciones para no aplicar carga excesiva en la parte operada del cuerpo.
7. La terapia posoperatoria se debe estructurar con el objetivo de recuperar la fuerza muscular alrededor de la cadera mediante un incremento gradual de actividades.

EMBALAJE Y ETIQUETADO

Solo se deben aceptar componentes recibidos por el hospital o el cirujano que lleven el embalaje de fábrica y el etiquetado intactos.

ESTERILIZACIÓN

La mayoría de los implantes se suministran esterilizados y empaquetados en bandejas protectoras. El método de esterilización se menciona en la etiqueta del embalaje. Todos los componentes esterilizados mediante radiación se han expuesto a un mínimo de 25 kiloGrays de radiación gama. Si la esterilización no está etiquetada de forma específica, los implantes y el instrumental se suministran sin esterilizar, de modo que se deben esterilizar antes de su uso. Revise si los embalajes presentan pinchazos u otro tipo de daños antes de la cirugía. Si es necesario, los implantes metálicos se pueden volver a esterilizar, dentro de un envoltorio protector adecuado, mediante un proceso de esterilización por vapor en un autoclave homologado para uso hospitalario. No se deben volver a esterilizar los implantes plásticos ni con revestimiento

INSTRUMENTAL

Procesamiento del instrumental:

El material auxiliar consiste en dispositivos reutilizables que se comercializan SIN ESTERILIZAR.

Deben tomarse precauciones para reducir el riesgo de contaminación por agentes transmisibles no convencionales durante los cuidados.

Los usuarios deben limpiar y esterilizar estos dispositivos antes de cada uso.

Para reducir el riesgo de infección son recomendados que todos los instrumentales quirúrgicos sean limpios y descontaminados después de la cirugía y antes de la esterilización, utilizando una solución bactericida y antifúngica de largo espectro. Entretanto, debe observarse:

No utilizar agentes de limpieza agresivos, tales como ácidos minerales fuertes (sulfúrico, nítrico, etc.);

No usar cepillos de metal, pulidores o productos abrasivos;

ROBERTO STANGANELLI
VISE PRESIDENTE
IRMAQ. S.A.

MARIA JOSE GALLEGO
FARMACÉUTICA
M.N. 11259

4657



Leer siempre las instrucciones del fabricante del producto desinfectante, citado arriba, sugiriendo las concentraciones y período de inmersión;

En baños térmicos el agua nunca debe exceder 45°C para impedir coagulación de las proteínas.

Se recomienda una limpieza mecánica o por ultrasonidos seguida de esterilización en el autoclave durante al menos 18 minutos a 134°C. Antes de su entrega, se comprueba el funcionamiento de los dispositivos, realizando una inspección regular y cuidadosa de todo el instrumental, por la personal calificado, substituyendo o reparando aquellos dañados. Sin embargo, recomendamos comprobar lo siguiente en el momento de la entrega y antes de cada uso :

- la calidad y la funcionalidad del material auxiliar,
- la limpieza aparente.

No use nunca cloro para la limpieza de los instrumentos auxiliares

CUIDADOS ESPECIALES SOBRE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO MÉDICO

El embalaje debe estar intacto en el momento de la recepción. El local de almacenamiento del implante debe estar limpio, seco e iluminado de forma a mantener las condiciones ideales de almacenamiento y transporte, así como su integridad física y química;

Los productos médicos deben ser manipulados con todo el cuidado, de manera a evitar choques bruscos, quiebres y otros riesgos y/o imperfecciones que afectan la calidad del producto médico y también la seguridad del usuario;

Se deben evitar los efectos de vibración, choques, corrosión, temperatura superior a 45°C, forma defectuosa durante el movimiento y transporte, estibar inadecuadamente durante el almacenamiento;

El transportador debe ser informado sobre el contenido. Los cuidados a ser tomados en el transporte se muestran en el embalaje, asegurando así protección al producto médico desde la expedición hasta la entrega al cliente.

SÍMBOLOS (consulte también: EN 980)

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IRVAG. S.A.

MARIA JOSÉ GALLEGO
FARMACÉUTICA
M.N. 11250

657



	Código de lote		Usado por		Esterilizado con óxido de etileno
	Número de catálogo		Mantener seco		Esterilizado mediante radiación
	No volver a utilizar		Mantener apartado de la luz del sol		contenido empaquetado sin esterilizar
	Consulte las instrucciones de uso		Fecha de fabricación		

INFORMACIÓN

Si ocurre cualquier incidente con el dispositivo de implante, llame al número de teléfono que se indica a continuación.

Si desea más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, llamando al:

Tel.: +44 (0) 1909 733 737 Fax: +44 (0) 1909 733757

ROBERTO STANGANELLI
VICEPRESIDENTE
IP> S.A.

MARIA JOSE DOMÍNGO
FARMACEUTICA
M.N. 21250