



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 7340

BUENOS AIRES, 14 SEP 2015

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-000959-14-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones Medtronic Latin America Inc solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 7340

Que se actúa en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 1490/92, 1886/14 y 1368/15.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca MEDTRONIC, nombre descriptivo Sistema de Implantes e Instrumental para columna vertebral CD HORIZON y nombre técnico Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral, de acuerdo con lo solicitado por Medtronic Latin America Inc, con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo en el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM, de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran a fojas 89 a 91 y 93 a 196 respectivamente.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda: Autorizado por la ANMAT PM-1842-301, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° 7340

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del Certificado de Autorización mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el departamento de Mesa de Entradas, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo, rótulos e instrucciones de uso autorizados. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-000959-14-3

DISPOSICIÓN N°

7340

sb

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

ANEXO
CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente Nº: 1-47-3110-000959-14-3

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº **7340**, y de acuerdo con lo solicitado por Medtronic Latin America Inc, se autorizó la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de Implantes e Instrumental para columna vertebral CD HORIZON

Código de identificación y nombre técnico UMDNS: 15-766-Sistemas Ortopédicos de Fijación Interna, para Columna Vertebral

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): MEDTRONIC

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s: Fijación posterior no cervical como complemento a la fusión para: Enfermedad discal degenerativa, espondilolistesis, traumatismo, estenosis vertebral, alteraciones de la estática vertebral, tumor, pseudoartritis y/o fracaso de una fusión previa.

Modelo/s: 5485902 REDUCTOR, LONGITUD STANDARD, 5.5/6.0

5584001 CUPLA ANTAGÓNICA CIRCULAR 5.5/6.0

5484331 RMAS LOCK, DESTORNILLADOR CON MANGUITO ✓
105-892L TAPA, M8 MULTI-AX ROSCADA - CHICA SS
110-129 MÓDULO 1/4", LP CROSSLINK, TI ✓
808-572 TEMPLATE VARILLA ✓
8350420 MACHO 3.75MM ✓
3350421 MACHO 4.0MM ✓
5484885 MACHO CANULADO AUTO-PERFORANTE 4.5-5.5MM ✓
7059532L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHO STANDARD, T1
7059533 CDHL, MÓDULO GANCHO P/ESPECIALID., TI
7059533L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHO P/ESPECIALIDAD
7059610 LEGACY RMAS 5.5, CAJA EXTERNA, TI ✓
7059620 LEGACY RMAS 5.5, BANDEJA IMPLANT. , TI ✓
7059620L LEGACY RMAS 5.5, TAPA IMPL., TI
7059630 CDHL DOMINO MOD, TI
7059630L CDHL DOMINO, TAPA MÓDULO, T1
7060010 CDHL 6.35, EXTERIOR INSTRUMENT. (sic), 1
7060020 CDHL 6.35, CAJA EXTERNA INSTRUMENT. 2
7060120 CDHL 6.35, BANDEJA SET INSTRUM. 1 ✓
7060121 CDHL 6.35, BANDEJA SET INSTRUM. 2 ✓
7060122 CDHL 6.35, BANDEJA SET INSTRUM. 3 ✓
7060123 CDHL 6.35, BANDEJA SET INSTRUM. 4 ✓
7060233 CDHL 6.35, CADDY SET CLAVOS
7060234 CDHL 6.35, MÓDULO SET CLAVOS


↓ 



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7060327 CDHL 6.35, BANDEJA IMPL. IRROMPIBLE
7060334 CDHL 6.35, DEFORM, BANDEJA INSTRUMENTAL
7060423 CDHL 6.35 FAS, BANDEJA INSTRUMENTAL
7060524L CDHL 6.35, TAPA IMPLANTE GANCHO
7060525 CDHL 6.35, BANDEJA INSTRUM. GANCHO
7060532L CDHL 6.35, TAPA MÓD. GANCHO STD GEN
7060533L CDHL 6.35, TAPA MÓD. GANCHO P/ESPECIAL., GEN
7069233ML CDHL 6.35, TAPA CADDY CLAVOS, TI
7069234ML CDHL 6.35, TAPA SET MODULO CLAVOS,
7069315 CDHL 6.35, EXTERNA IRROMPIBLE, TI (sic)
7069317 CDHL 6.35, 4.0-5.5, EXTERIOR/EXTERNA, TI
7069318 CDHL 6.35, S.5-8.5, EXTERIOR/EXTERNA, TI
7069319 CDHL 6.35, DEFORM, EXTERIOR/EXTERNA, TI
7069327L CDHL 6.35, TAPA IMPL. IRROMPIBLE, TI
7069328 CDHL 6.35, 4.0-5.5, BANDEJA IMPL. 1, TI
7069328L CDHL 6.35 4.0-5.5, TAPA IMPL., TI
7069329 CDHL 6.35, 5.5-8.5, BANDEJA IMPL. 1, TI
7069329L CDHL 6.35, S.5-8.5, TAPA IMPL., TI
7069338 CDHL 6.35, 4.0-5.5, BANDEJA IMPL. 2, TI
7069339 CDHL 6.35, 5.5-8.5, BANDEJA IMPL. 2, TI
7069341 CDHL 6.35, DEFORM, BANDEJA IMP. 1, TI
7069341L CDHL 6.35, DEFORM, TAPA IMP, TI

✓7069342 CDHL 6.35, DEFORM, BANDEJA IMP 2, TI
✓7069343 CDHL 6.35, DEFORM, BANDEJA IMP 3, TI
7069411 CDHL 6.35, FAS, EXTERIOR/EXTERNO, TI
7069421 CDHL6.35 FAS, BANDEJA IMPL. 1, TI
✓7069421L CDHL 6.35 FAS, TAPA IMPLANT. TI
7069422 CDHL 6.35 FAS, BANDEJA IMPL. 2, TI
7069511 CDHL 6.35, EXTRACTOR GANCHO, TI
7350122 DISPARADOR DE TAPÓN HEXAGONAL 3MM
7350131 IMPULSOR PROVISORIO 3.0MM
7350132 IMPULSOR REVISIÓN 2.5MM
7350142 OSCILADOR DE FORCEP
7350144 IMPULSOR 3.0MM
7350145 IMPULSOR ROMPIBLE CON ASA T
7350150 LLAVE DE CARRACA
7350162 FLEXOR DE VARILLA - VARILLA F/ 3.5MM
7350175 SUJETA VARILLA 3.5MM
7350211 PORTA GANCHO CURVO
7350216 PORTA GANCHO RECTO
7350236 EMPUJA VARILLA 3.5MM
7350255 FLEXOR IN-SITU IZQUIERDO
7350260 FLEXOR IN-SITU DERECHO
7350265 FLEXOR CORONAL-IZQUIERDO, VARILLA 3.5MM
5541199 5.5/ 6.0, Gancho Offset - Izquierdo

✓ 



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

5541302 5.5/ 6.0, Gancho Pedículo TAH - Chico
110-130 MÓDULO 1/4", LP CROSSLINK, TI
110-150P NAMEPLATE/PLACA INDICADORA, LP CROSSLINK, 1/4"TI
110-166P NAMEPLATE/PLACA INDICADORA, LP CROSSLINK, 1/4"TI
7576304 SEXTANT II - EXTENSOR B P/REDUCCIÓN S/L
7576305 SEXTANT II - MANGUITO INTERNO P/REDUCCIÓN
8675300 SEXTANT, ENSAMBLE INSEROR DE VARILLA
9560702 RADIANCE, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
9560703 DISP 22MM X 3 CM RETRACTOR
9560704 DISP 22MM X 4CM RETRACTOR
9560705 DISP 22MM X 5CM RETRACTOR
9560706 DISP 22MM X 6CM RETRACTOR
9560707 DISP 22M M X 7CM RETRACTOR
9560708 DISP 22MM X 8CM RETRACTOR
9560709 DISP 22MM X 9CM RETRACTOR
9560757 RADIANCE X, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
9560802 RADIANCE, SISTEMA ILUMINACIÓN 18MM
9562613 DISP 26MM X 3CM , RETRACTOR
9562614 DISP 26MM X 4CM , RETRACTOR
9562615 DISP 26MM X 5CM , RETRACTOR
9562616 DISP 26MM X 6CM , RETRACTOR
9562617 DISP 26MM X 7CM , RETRACTOR

9562618 DISP 26MM X 8CM , RETRACTOR
9562619 DISP 26MM X 9CM , RETRACTOR
9569813 DISP 18MM X 3CM , RETRACTOR
9569814 DISP 18MM X 4CM , RETRACTOR
9569815 DISP 18MM X 5CM , RETRACTOR
9569816 DISP 18MM X 6CM , RETRACTOR
9569817 DISP 18MM X 7CM , RETRACTOR
9569818 DISP 18MM X 8CM , RETRACTOR
9569819 DISP 18MM X 9CM , RETRACTOR
8680051 MS DESTORNILLADOR MULTI AXIAL
1858711 CDHL, SONDA ROSCADA ANTERIOR
6480122 INSTRUMENTO 6480122, DISPARADOR DE TAPONES
6480136 INSTRUMENTO 6480136, REDUCTOR VARILLAS
6480144 INSTRUMENTO 6480144, IMPULSOR ROMPIBLE
6480150 INSTRUMENTO 6480150, LLAVE DE CARRACA
6480172 INSTRUMENTO 6480172, DISTRACTOR
6480173 INSTRUMENTO 6480173, DISTRACTOR
6480282 INSTRUMENTO 6480282, DESTORNILLADOR
6481000 INSTRUMENTO 6481000, LEZNA QUICK CONNECT
6481005 INSTRUMENTO 6481005, IMPACTOR DE GRAPAS
6481010 INSTRUMENTO 6481010, POSICIONADOR DE CLAVOS
6481011 INSTRUMENTO 6481011 CROSSLINK, SOSTÉN, PORTA
INSTRUMENTO





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

6481019 INSTRUMENTO 6481019 , GUÍA DE LEZNA - 19MM
6481021 INSTRUMENTO 6481021 , GUÍA DE LEZNA - 21MM
6481023 INSTRUMENTO 6481023 , GUÍA DE LEZNA - 23MM
6481025 INSTRUMENTO 6481025 , GUÍA DE LEZNA - 25MM
6481205 INSTRUMENTO 6481205, IMPACTOR DE GRAPAS
6905787 COMPRESOR
6905788 DISTRACTOR
7350112 SONDA
7484114 IMPULSOR HEXAGONAL 3.5MM, AHUSADO
7484126 INSERSOR DE VARILLA, 4.5MM
7484134 REDUCTOR DE VARILLA, L4.5
7484142 OSCILADOR, L4.5
7484147 IMPULSOR T25, QUICK-CONNECT
7484151 LLAVE DE CARRACA CON VENTANAS
7484154 T25 CON OBTURADOR
7484165 COMPRESOR PARALELO, PEQUEÑO, L4.5
7484166 COMPRESOR PARALELO, GRANDE, L4.5
7484170 DISTRACTOR PARALELO, U.5
7484171 DISTRACTOR, L4.5
7484175 SUJETA VARILLA 4.5
7484216 PORTA IMPLANTE, RECTO, U.5
7484217 INSERSOR DE GANCHO, CAUTIVO. U.5

7484219 PORTA IMPLANTE, OFFSET, U.5
7059352 LEGACY 5.5, UAS BANDEJA IMPL. 2, TI
7350280 DESTORNILLADOR FIJO
9568115 HOJA ANGOSTA
9568105 HOJA ANCHA
9568117 HOJA ANGOSTA
7574001 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTRUM. 1
7574002 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTRUM. 2
7574004 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTRUM. 3
7574009 CDH LNGITUDE MAS, CADDY TORNILLOS
7574008 CDH LNGITUDE, MODULO TORNILLOS AJUSTE
76445035 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945035 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76445040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445045 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445045 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76445045 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945045 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445050 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445050 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

76445050 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945050 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76445525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76445530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76445535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76445540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
8591276 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
8591277 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
8591279 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
8591285 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,

8591286 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
8591287 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
8591288 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
8591289 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
8591270 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
8591275 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
8591278 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
8591280 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
MAST QUADRANT™, SISTEMA RETRACTOR (1), (2),(3), (4)
9560658 QUADRANT, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
9568010 ANEXO BRAZO FLEXIBLE GIRATORIO
9568228 MEDIO TUBO IZQUIERDA,
9569228 MEDIO TUBO DERECHA,
9568224 MEDIO TUBO, IZQUIERDA,
9568225 MEDIO TUBO, IZQUIERDA,
9568226 MEDIO TUBO, IZQUIERDA,
9568227 MEDIO TUBO, IZQUIERDA,
9568011 QUADRANT, ABRIDOR
9568000 QUADRANT, RETRACTOR
9569224 MEDIO TUBO DERECHA,
9569225 MEDIO TUBO DERECHA,
9569226 MEDIO TUBO DERECHA,
9569227 MEDIO TUBO DERECHA,

↓ 



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

54410006530 FAS 6.5 X 30 TI (sic)
9563181 ADAPTADOR T
808-575 TEMPLATE VARILLA
55811007015 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
5484510 TEMPLATE VARILLA 50CM
5480140V IMPULSOR AJUSTABLE
5484235 EMPUJA VARILLA 4.75
55890005540 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890005545 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890005550 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890006530 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890006535 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890006540 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890006545 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890006550 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890006555 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890007535 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890007540 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890007545 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890007550 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
15550005005.5mm CHROMALOY, VARILLA, Sin revestir
15542005005.5mm VARILLA ALEACIÓN TI, Línea Danco

| | |
|------------|---|
| 1553201100 | VARILLA PRE-DOBLADA TI CP, 5.5mm, REVESTIDA, |
| 1553201110 | VARILLA PRE-DOBLADA TI CP, 5.5mm, REVESTIDA, |
| 1553201120 | VARILLA PRE-DOBLADA TI CP, 5.5mm, REVESTIDA, |
| 1553201030 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201035 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201040 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201045 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201050 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201055 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201060 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201070 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201080 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201090 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553200500 | VARILLA RECTA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1606000500 | CHROMALOY PLUS, VARILLA, 6.0MM |
| 1475501100 | CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA, |
| 1475501110 | CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA, |
| 1475501120 | CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA, |
| 1475501030 | CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA, |
| 1475501035 | CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA, |
| 1475501040 | CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA, |
| 1475501045 | CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA, |
| 1475501050 | CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA, |





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

1475501055 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
185-044 BANDEJA, PLATAFORMA
185-004 MODULE, INSTRUM. CIERRE TAPÓN BR
185-012 MODULE, REDUCTOR VARILLA
5484327 4.75 - TLIF DISTRACTOR
5584327 5.5/6.0 - TLIF DISTRACTOR
5584150 5.5/6.0, CUPLA ANTAGÓNICA CERRADA
8110540 CUPLA ANTAGÓNICA
5484308 CUPLA ANTAGÓNICA - 4.75
7484151 CUPLA ANTAGÓNICA CON VENTANILLA
803-290 HOLT, SONDA PLANA
803-292 HOLT, SONDA REDONDA, RECTA
7485214 LEGACY 5.5, MANGUITO 14MM EXT
7485207 LEGACY 5.5, MANGUITO 7MM EXT.
5484330 TEMPLATE PLACAS
9563080 MIDLINE, ENSAMBLE ASA P/HOJAS
870-501 SONDA DE PROFUNDIDAD
7350131 IMPULSOR PROVISORIO, 3.0MM
8784000 MACHO CORTICAL SÓLIDO, 4.0MM
8670045 MACHO SEXTANT DIA 4.5MM
8784500 MACHO CORTICAL SÓLIDO 4.5MM
7578095 MODULAR SET SCREW/Tornillos de Ajuste, Compresor retención

7480166 COMPRESOR PARALELO, GRANDE
7480165 COMPRESOR PARALELO, CHICO
7480170 DISTRACTOR PARALELO
7575535 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
54840007500 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007520 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007525 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007530 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007535 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007540 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007545 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007550 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007555 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
8690120 VARILLA PRE-DOBLADA, TI,
8690090 VARILLA PRE-DOBLADA, TI,
96118HT GANCHO INCLINADO, HOJA STANDARD, 6.35
859-024 SV, GANCHO DE HOJA ANGULADA
859-030 SV, GANCHO CUERPO EXTENDIDO
859-020 SV, GANCHO HOJA ANGOSTA
859-052 SV, GANCHO HOJA ANGOSTA INCLINADA
859-002 SV, GANCHO PEDICULAR
859-010 SV, GANCHO HOJA ANCHA
54890004525 RMAS ASSEMBLY 4.5 x 25,





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

54890004530 RMAS ASSEMBLY 4.5 x 30,
54890004535 RMAS ASSEMBLY 4.5 x 30,
54890004540 RMAS ASSEMBLY 4.5 x 40,
5440230 TORNILLO AJUSTE REDUCCIÓN, TI, 4.75
54890005525 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890005530 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890005535 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890005540 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890005545 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890005550 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890006535 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890006540 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890006545 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890006550 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890006555 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890007535 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890007540 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890007545 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890007550 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54890007555 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
858-124 SS, GANCHO HOJA ANGULADA
858-130 SS, CUERPO EXTENDIDO 5 X 9.5

858-230 SS. GROOVE, GRANDE
858-220 SS. GROOVE 5 X 11, GRANDE
858-218 SS GROOVE, HOJA ANCHA, 7 X 11, GRANDE
7069003 CDHS SEXTANT, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
1854101 CDHS4.75, BANDEJA INFERIOR IMPLANTE DEGENER.
8111142 LEGACY 4.5 X 10 CROSSLINK, TAPA MÓDULO, TI.
8114401 LEGACY 4.5 X 10 CROSSLINK, MÓDULO, TI.
8110113 LEGACY 4.5 X 10 BANDEJA INSTRUMENTAL (sic)
7049423 MODULE 7049423 LEGACY 4.5 SET SCREW/Tornillos de Ajuste
185 8642 BANDEJA KIT PREPARACIÓN PEDÍCULO
1858709 CDHL ANTERIOR, MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE
1858709L CDHL ANTERIOR, TAPA MÓD. TORNILLOS AJUSTE
7059341L CDHL DEF MAS, TAPA BANDEJA IMPL., TI
7050331 CDHL DEGEN BANDEJA INSTRUM 1
70503 3 3 CDHL DEGEN BANDEJA INSTRUM. 2
7059325L CDHL DEGEN MAS IMPL TRAY LID/TAPA BANDEJA
7060123 CDHL 6.35, SET INSTRUMENTAL 4
7571260 VARILLA RECTA, 5.5 MM
1858712 CDHL ANTERIOR, BANDEJA INSTRUM. 5
1858701 CDHL ANTERIOR, BANDEJA P/INSTRUM. 1
1858702 CDHL ANTERIOR, BANDEJA P/INSTRUM. 2
7050334 CDHL SCREW PREP INST TRAY/BANDEJA INSTRUMENTAL
7484285 LLAVE ROTACIÓN VARILLAS, VARILLA 4.5MM





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

8670090 SEXTANT, IMPULSOR FINAL TAPÓN
8670004 SEXTANT, MANGUITO P/CABLE GUÍA
8670020 SEXTANT M8 MAS, DESTORNILLADOR
9560534 SUCKER #10/SUCCIONADOR
9560535 SUCKER #8/SUCCIONADOR
9560561 RETRACTOR DE SUCCIÓN
8115539/ X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
8115545/ X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
7541162 GANCHO, HOJA ANGULADA, LUMBAR, CHICO, TI
7541124 GANCHO, HOJA ANGOSTA, GRANDE, TI
7541123 GANCHO, HOJA ANGOSTA, MEDIANO, TI
7541122 GANCHO, HOJA ANGOSTA, CHICO, TI
7541199 HOOK, OFFSET, IZQUIERDO, TI
7541198 HOOK, OFFSET, DERECHO, TI
7541104 HOOK, PEDÍCULO, GRANDE, TI
7541103 HOOK, PEDÍCULO, MEDIANO, TI
7541102 HOOK, PEDÍCULO, PEQUEÑO, TI
7541143 HOOK, HOJA ANGOSTA INCLINADA, MEDIANO, TI
5484315 FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDA 4.75
5484316 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHA 4.75
5484313 IN-SITU FLEXOR, IZQUIERDA, 4.75
5484314 IN-SITU FLEXOR, DERECHA, 4.75

8680051 M8 MULTI AXIAL, DESTORNILLADOR
5484897 4.75 SONDA RE-AJUSTE
8580020 CD HORIZON M10, CAJA INSTRUMENTAL REMOCIÓN
8580010 CD HORIZON M8, CAJA INSTRUMENTAL REMOCIÓN
8200130 PROBADOR GANCHO CUERPO EXTENDIDO 5-9.5
3572018 IMPULSOR FINAL TAPÓN
8200142 PROBADOR GANCHO OFFSET IZQUIERDA
815-508 PALANCA PARA APROXIMADOR VARILLA
8680050 M8, DESTORNILLADOR MULTIAXIAL
858-989R M8, REDUCTOR DE VARILLA
8200120 PROBADOR GANCHO HOJA ANGOSTA 5-9.5
8200140 PROBADOR GANCHO OFFSET DERECHO
858-987 M8, REDUCTOR VARILLA
858-952 SET SCREW/Tornillos de Ajuste Alignment Guide forM8
815-519 SQUARE DRIVE TORX 30, IMPULSOR
84697H TRANSLATOR PLUG INTRODUCER/INTRODUCTOR
8580030 TSRH, CAJA INSTRUMENTAL P/REMOCIÓN
8200110 PROBADOR GANCHO HOJA ANCHA 7-9.5
8200112 PROBADOR HOJA ANCHA CHICO 7-8
8581277 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO 7.5 X 70
8581287 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO 8.5 X 70
CD HORIZON®, SISTEMA ESPINAL fabricantes (2), (4)
5541102 5.5/6.0 , Gancho para Pedículo-Chico





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

858-202 SS, GANCHO PEDICULAR, GRANDE
858-120 SS, HOJA ANGOSTA, 5 X 9.5
858-122 SS, HOJA ANGOSTA, CHICA, GROOVE, 5 X 8
858-102 SS, GANCHO PEDICULAR, PED 8
858-112
CD HORIZON®, INSTRUMENTAL P/SISTEMA ESPINAL (1), (2),(3), (4)
7570901 LONGITUDE REDUCTION EXTENDER ASSEMBLY/ENSAMBLE
EXTENSOR P/REDUCCIÓN LONGITUD
7050124 CDHL 5.5, APIC DERO, BANDEJA INSTRUM.
7059234ML CDHL 5.5, NON BREAK, TAPA MOD. TI
7060120 CDHL 6.35, SET INSTRUMENTAL 1
7060121 CDHL 6.35, SET INSTRUMENTAL 2
7060122 CDHL 6.35, SET INSTRUMENTAL 3
165-136 MÓDULO, GRAPA/ARANDELA SS
75464020 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464025 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464030 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464035 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
5484113 IMPULSOR RETORCIDO T-25
5484821 MAS, DESTORNILLADOR
5484302 DISPARADOR DE TAPÓN CON PUNTA PROVISORIA IMPULSOR
7576310 Q/C SEXTANT II REDUCTION, IMPULSOR TUERCA

7059222 CDHL 5.5 DEFORM IMPL TRAY 1 TI/BANDEJA 1
7059224 CDHL 5.5 DEFORM IMPL TRAY 2 TI/BANDEJA 2
7059223 CDHL 5.5 DEFORM IMPL TRAY 3 TI/BANDEJA 3
7059220 CDHL 5.5 DEGEN IMPL TRAY 1, TI/BANDEJA 1
7059221 CDHL 5.5 DEGEN IMPL TRAY 2, TI/BANDEJA 2
7050336 CDHL 5.5 DEGEN INSTRUMENT TRAY/BANDEJA INSTRUM.
7058233ML CDHL 5.5, TAPA MÓD. TORNILLOS DE AJUSTE, SS
7059233ML CDHL 5.5, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE, TI
8115558✓ X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
8110713✓ ANTERIOR CROSSLINK, 13mm
8110714✓ ANTERIOR CROSSLINK, 14mm
8110715✓ ANTERIOR CROSSLINK, 15mm
8110716✓ ANTERIOR CROSSLINK, 16mm
8110717✓ ANTERIOR CROSSLINK, 17mm
8110718✓ ANTERIOR CROSSLINK, 18mm
8110719✓ ANTERIOR CROSSLINK, 19mm
8110855✓ TORNILLO DE AJUSTE, BREAKOFF, 12-32
7541174✓ GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, GRANDE, TI
7541173✓ GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, MEDIANO, TI
7541172✓ GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, PEQUEÑO, TI
7541163✓ GANCHO, HOJA ANGULADA, LUMBAR, MEDIANO, TI
7050135 CDHL 5.5, BANDEJA MANIPULAC. COLUMNA VERTEBRAL
7069328L CDHL 6.35 4.0-5.5, TAPA IMPL., TI

✓ 



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7069329L CDHL 6.35 5.5-8.5, TAPA IMPL. TI
7069341L CDHL 6.35, TAPA IMPL. DEFORM, TI
7069341 CDHL 6.35, BANDEJA 1 IMPL. DEFORM., TI
86992525 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992530 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992535 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992540 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992545 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992550 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992555 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992625 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992630 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992635 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992640 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992645 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992650 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992655 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992725 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992730 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992735 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992740 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992745 M8 REDUCTION MAS, TI,

86992750 M8 REDUCTION MAS, TI,
54840004055 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840004520 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840004525 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840004530 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840004535 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840004540 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840004545 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840004550 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006530 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006535 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006540 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006545 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
55890004535 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890004540 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890005525 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890005530 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890005535 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
8572014 IN-SITU FLEXOR, IZQUIERDO, VARILLA 4.5MM
8572013 IN-SITU FLEXOR, DERECHO, VARILLA 4.5MM
7350255 IN-SITU FLEXOR, IZQUIERDO
7350260 IN-SITU FLEXOR DERECHO
815-504 FLEXOR LATERAL, 5.5MM, IZQUIERDO






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

815-505 FLEXOR LATERAL, 5.5MM, DERECHO
84799LH FLEXOR IN SITU, IZQUIERDO
C6903 SONDA, RECTA CON GRADUACIÓN EN MM
9569600 KERRISON EN BAYONETA,
9569601 KERRISON EN BAYONETA,
9569602 KERRISON EN BAYONETA,
9569603 KERRISON EN BAYONETA,
9569604 KERRISON EN BAYONETA,
9569605 KERRISON EN BAYONETA,
9569606 KERRISON EN BAYONETA,
9569607 KERRISON EN BAYONETA,
9569608 KERRISON EN BAYONETA,
9569609 KERRISON EN BAYONETA,
9569568 TIJERAS CURVAS
9569954 RETRÁCTOR DE RAÍZ NERVIOSA
9569559 ÉMBOLO/SUCCIONADOR # 2
9569560 RETRÁCTOR DE SUCCIÓN ANCHO
5584312 INTRODUTOR DE VARILLA, 6.0/5.5
9339082 ASA TRINQUETE QC, MODIFICADA
7579000 QC, ASA T P/TRINQUETE
5484318 INTRODUTOR DE VARILLA
8682003 5.5 RMAS MÓDULO - SS

185-072 BASE, ESTILO FILTRO DOBLE
185-076 BASE, ESTILO FILTRO TRIPLE
105-892L TAPA, M8,
105-891L TAPA, M8,
115-891L TAPA, M8,
185-048 TAPA, BANDEJA
115-921L TAPA, BANDEJA, M8
8380002 M8, BASE MÓDULO TAPÓN NON-BREAK-OFF, SS
8480002 M8, BASE MÓDULO TAPÓN NON-BREAK-OFF, TI
8380001 M8, TAPA MÓDULO TAPÓN NON-BREAK-OFF, SS
8480001 M8, TAPA MÓDULO TAPÓN NON-BREAK-OFF, TI
8480000 M8, CADDY TORNILLOS DE AJUSTE TAPÓN NON-BRAK OFF
8380003 M8, TAPA CADDY TORNILLOS DE AJUSTE NON-BREAK OFF, SS
8480003 M8, TAPA CADDY TORNILLOS DE AJUSTE NON-BREAK OFF, TI
8682005 M8, MÓDULO TAPÓN REDUCCIÓN - SS
8682002 M8 RMAS, BANDEJA INSTRUMENTAL - SS
8682006 M8 RMAS, BANEJA MÓDULO - SS
8682008 M8 RMAS, TAPA BANDEJA RADEL - SS
170-100 MODULE, GANCHO M8 TI
170-104 MODULE, TI CDH ASI PEDI GANCHO
185-016 MODULE, GANCHO PRED-PEDI
185-084 MODULE, COMPONANT (sic)
165-132 MODULE, CONECTOR SS





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

170-132 MODULE, CONECTOR TI

165-108 MODULE, GANCHO ADULTO, M8 SS

165-100 MODULE, GANCHO PEDI M8 SS

165-112 MODULE, GANCHO STANDARD M8 SS

170-112 MODULE, GANCHO STANDARD M8 TI

115-163 MODULE, MINI TAPÓN TI, M8

165-128 MODULE, TAPÓN SS

165-144 MODULE, VARILLA SS

170-144 MODULE, VARILLA TI

165-116 MODULE, , TORNILLO, 5.5MM M8 SS

170-116 MODULE, , TORNILLO, 5.5MM TI

165-120 MODULE, , TORNILLO, 6.5MM M8 SS

170-120 MODULE, , TORNILLO, 6.5MM TI

165-124 MODULE, , TORNILLO, 7.5MM M8 SS

170-124 MODULE, , TORNILLO, 7.5MM TI

9568008 ENSAMBLE RACK MEDIAL/LATERAL

METRx™, SISTEMA (1), (2),(3), (4)

9569813 DISP 18MM X 3CM, TUBO ANGULADO


9569814 DISP 18MM X 4CM, TUBO ANGULADO

9569815 DISP 18MM X 5CM, TUBO ANGULADO

9569816 DISP 18MM X 6CM, TUBO ANGULADO

9569817 DISP 18MM X 7CM, TUBO ANGULADO

9569818 DISP 18MM X 8CM, TUBO ANGULADO
9569819 DISP 18MM X 9CM, TUBO ANGULADO
9560703 DISP 22MM X 3CM, RETRACTOR
9560704 DISP 22MM X 4CM, RETRACTOR
7068517 CDHS, BANDEJA VARILLA EXPANDIDA, Ø 4.75MM
7068518 CDHS, MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE, Ø 4.75MM
7068519 CDHS, TAPA MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE, Ø 4.75MM
7068523 CDHS, BANDEJA 4 INSTRUM. DEFORM., INFERIOR, 4.75
7068522 CDHS, BANDEJA 4 INSTRUM. DEFORM., SUPERIOR, 4.75
7069009 CDHS, BANDEJA INFER. SET 2 INSTRUMENTAL, 5.5
7069008 CDHS, BANDEJA SUPER. SET 2 INSTRUMENTAL 5.5
7069041 CDHS, BANDEJA INSTRUMENTAL REDUCCIÓN 5.5/6.0
7069038 CDHS 5.5/6.0, CADDY TORNILLOS DE AJUSTE
7069039 CDHS 5.5/6.0, TAPA CADDY TORNILLOS DE AJUSTE
1854209 Deformity Tag Sorter/CLASIFICADOR RÓTULOS
1854210 Deformity Tag Sorter Lid/TAPA CLASIFICADOR RÓTULOS
7480732 BANDEJA TORNILLOS FENESTRADOS
7068526 INSTRUMENTAL SET 3, MÓDULO
7068527 INSTRUMENTAL SET 3, TAPA DE MÓDULO
2800021 M8, BANDEJA INSTRUMENTAL 1 DEGEN.
2800022 M8, BANDEJA INSTRUMENTAL 2 DEGEN.
2800023 M8, BANDEJA INSTRUMENTAL 3 DEGEN.
2800001 M8 MAS, BANDEJA IMPLANTE 1

↓ 



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

2800002 M8 MAS, BANDEJA IMPLANTE 2 .
2700129 M8, CADDY TORNILLOS AJUSTE
2700129L M8. TAPA CADDY TORNILLOS AJUSTE
7068528 MÓDULO MARCADOR PEDÍCULO
7068529 TAPA MÓDULO MARCADOR PEDÍCULO
9568006 QUADRANT, BANDEJA MÓDULO HOJAS
9690090 VARILLA PRE-DOBLADA, 6.35MM, TI
9690100 VARILLA PRE-DOBLADA, 6.35MM, TI
7642425 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643420 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643425 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643430 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643435 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643440 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643445 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643450 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643455 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,

7642550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7340300 VARILLA 3.5MM, TI, LONGITUD 300MM
7340500 VARILLA 3.5MM, TI, LONGITUD 500MM
7340000 BREAK-OFF M6 X I , CONTRAFUERTE
7341171 GANCHO CUERPO EXTENDIDO
7343310 FAS 3.5
55811006570 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006575 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006580 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006585 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006590 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007020 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007025 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007030 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007035 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007040 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
76448555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

86948555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948570 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948575 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
7442420 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442425 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442430 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442435 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442440 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443425 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443430 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443435 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443440 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,

7442545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7068543 CDHS Extra 5.5-7.5 FAS, TAPA MÓDULO
7068544 CDHS Extra 5.5-7.5 MAS, MÓDULO
7068514 CDHS Extra 6.0 MAS, TAPA MÓDULO
7068513 CDHS Extra 6.0, MÓDULO
7068515 CDHS Extra 6.5-7.5 MAS, MÓDULO
7068516 CDHS Extra 6.5-7.5 MAS, TAPA MÓDULO
1850095 TAPA IMPLANTE METAL GENÉRICO
7049491 LEGACY 4.5, BANDEJA INSTRUMENTAL (1 DE 4)
7049494 LEGACY 4.5, BANDEJA INSTRUMENTAL (3 DE 4)
7049495 LEGACY 4.5, BANDEJA INSTRUMENTAL (4 DE 4)
1700226 M8 MAS 6.5/7.5, MOD. IMPL. TI
165.326 M8 MAS, BANDEJA EXTRA TORNILLOS - SS
170.326 M8 MAS, BANDEJA EXTRA TORNILLOS - TI
185.049 M8 MAS, SET BANDEJA IMPL. TORNILLOS
8692011 M8, MÓDULO VARILLA PRE-DOBLADA
6480136 INSTRUMENT 6480136, REDUCTOR VARILLA






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

6480172 INSTRUMENT 6480172, DISTRACTOR
6480173 INSTRUMENT 6480173, DISTRACTOR
6481019 INSTRUMENT 6481019, GUÍA LESNA, 19MM
6481021 INSTRUMENT 6481021, GUÍA LESNA, 21MM
6481023 INSTRUMENT 6481023, GUÍA LESNA, 23MM
6481025 INSTRUMENT 6481025, GUÍA LESNA , 25MM
7486109 LEGACY 6.35 MAS, IMPULSOR CORTO
810-501 LW PROFILE CRSLINK TEMPLATE PLACA
8682050 M8, DESTORNILLADOR REDUCCIÓN
7570011 HERRAMIENTA P/CONFIRMACIÓN VARILLA
7570800 ESTIMADOR PUNTO DE INGRESO P/VARILLA
7650091 IMPULSOR TORNILLO DE AJUSTE
7480122 DISPARADOR TORNILLO DE AJUSTE
8350316 IMPULSOR TORNILLO DE AJUSTE BREAKOFF
8691005 IMPACTOR DE GRAPAS
808-660 LESNA RECTA
7068302 Hook Implant Tray/BANDEJA IMPLANTE GANCHOS
7068303 Hook Instrument Tray/BANDEJA INSTRUM- GANCHOS
1854010 Hook Module Lid 1/TAPA 1 MÓDULO GANCHOS
1854011 Hook Module Lid 2/TAPA 2 MÓDULO GANCHOS
7068393 Hook Module Lid 3/TAPA 3 MÓDULO GANCHOS
7068394 Hook Module Lid 4/TAPA 4 MÓDULO GANCHOS

1850079 LID 1850079, TAPA EXTERNA GENÉRICA
115-892L LID, M8 MULTI-AX SCRW SMDIA TT/TAPA ORNILLOS MULTIAXIAL
8682105 M8 REDUC, MODULO TAPÓN GANCHOS, SS
8682106 M8 REDUC. BANDEJA INSTRUM. GANCHOS
8682101 M8 REDUCTION, BASE GANCHOS, SS
8682107 M8 REDUCTION, BANDEJA IMPL.GANCHOS
8682104 M8 REDUCTION, MÓDULO GANCHOS, SS
8692005 M8 REDUCTION, MÓDULO TAPONES, TI
8682103 M8 RHOOK, TAPA BANDEJA IMPLANTE, SS
8692002 M8 RMAS, BANDEJA INSTRUM. - TI
8692006 M8 RMAS, BANDEJA MÓDULO, TI
8692001 M8 RMAS, BASE EXTERNA, TI
8692008 M8 RMAS , TAPA BANDEJA RADEL, - TI
19548547 MAS 4.0-5.0, BANDEJA IMPLANTE, TI
17548548 MAS 4.5/5.5/6.5, BANDEJA IMPL. SS
19548548 MAS 4.5/5.5/6.5, BANDEJA IMPL. TI
17548547 MAS 5.0-6.0, BANDEJA IMPL. SS
9560711 METRX , BASE EXTERNA DOBLE
185-008 MODULE, PORTA IMPLANTE REDUCT
185-028 MODULE, SCREW PREP/PREP- TORNILLOS
1854213 Solera Crosslink, BANDEJA IMPLANTE Ø 4.75MM
1854214 Solera Crosslink, BANDEJA INSTRUM. Ø 4.75MM
7573001 SEXTANT II, CAJA EXTERNA REDUC.





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7573004 SEXTANT II, TAPA EXTERNA REDUCC.
8671001 SEXTANT, CAJA EXTERNA TRIPLE
75465535 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465540. TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465545 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465550 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465555 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465560 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
7220950 CDH G4 TORNILLO PARA VARILLA PEEK 6.35
6541119 GRAPA CAUDAL, TI,
55811004550 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.21
1475501070 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1475501080 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1475501090 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1555501100 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1555501110 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1555501120 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1555501030 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1555501035 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1555501040 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1555501045 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1555501050 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,

1555501055 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1555501060 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1555501070 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
1555501080 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
7480245 PORTA TRANSLATOR LATERAL
84699LH IN SITU FLEXOR IZQUIERDO
7480142 LEGACY 5.5, BASCULADOR
7486142 LEGACY 6.35, BASCULADOR
810-510 LOW PROFILE CROSSLINK , PORTA PLACAS
5484329 CALIBRE P/MEDICIÓN
8110502 CALIBRE P/MEDICIÓN
8114502 CALIBRE P/MEDICIÓN, VARILLA 4.5MM
6543545 FAS 5.5MM, TI,
6543550 FAS 5.5MM, TI,
6543620 FAS 6.5MM, TI,
6543625 FAS 6.5MM, TI,
6543630 FAS 6.5MM, TI,
6543635 FAS 6.5MM, TI,
6543640 FAS 6.5MM, TI,
6543645 FAS 6.5MM, TI,
6543650 FAS 6.5MM, TI,
6543655 FAS 6.5MM, TI,
7191735 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7191740 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191745 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191750 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191755 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191760 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191765 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191770 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191825 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191830 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191835 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191840 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191845 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191850 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191855 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191860 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191865 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
5442016 X 10 CROSSLINK, FIJO, 16MM M/L,
5442019 X 10 CROSSLINK, FIJO, 19MM M/L,
5442022 X 10 CROSSLINK, FIJO, 22MM M/L,
5442025 X 10 CROSSLINK, FIJO, 25MM, M/L,
5442028 X 10 CROSSLINK, FIJO, 28MM, M/L,
5442031 X 10 CROSSLINK, FIJO, 31MM, M/L,

5442034 X 10 CROSSLINK, FIJO, 34MM, M/L,
5442136 36/38mm 4.75 MULTISPAN X10 CROSSLINK, FIJO
5442037 37MM M/L, X10 CROSSLINK, FIJO, 4.75
86945540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76445545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76445550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76445555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446050 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446050 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446055 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446055 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446060 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446065 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

76446520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74446525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74446530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74446535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
5441303 4.75, TAH GANCHO PEDICULAR, MEDIANO
55811005055 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.36
55811005060 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.37
55811005065 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.38
55811005070 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.39
55811005075 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.40
55811005080 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
7575540 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7575545 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,

7575550 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7576535 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7576540 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7576545 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7576550 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7576555 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7577530 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7577535 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7343540 FAS 5.5
7343545 FAS 5.5
7341113 GANCHO LAMINAR GRANDE
7341112 GANCHO LAMINAR MEDIANO
7341101 GANCHO P/PEDICULO
7341142 GANCHO DE HOJA ANGOSTA INCLINADA
7341111 GANCHO LAMINAR CHICO
86992420 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992425 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992430 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992435 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992440 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992445 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992450 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992320 M8 REDUCTION MAS, TI,





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

86992325 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992330 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992335 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992340 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992345 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992350 M8 REDUCTION MAS, TI,
7480900 DESTORNILLADOR ILIO SACRAL, 0 GRADO.
7350132 2.5MM, IMPULSOR REVISIÓN
7480920 DESTORNILLADOR ILIO SACRAL, 20 GRADOS.
7486285 LLAVE ROTACIÓN VARILLA 6.35
7480285 LLAVE ROTACIÓN VARILLA
C6205 CCD, FLEXOR FRANCÉS
815-905 PORTA SUJETA VARILLA DORSAL, 5.5MM
8572019 PORTA SUJETA VARILLA DORSAL, VARILLA 4.5mm
815-515 ASA MULTI-PROPÓSITO
836-011 Q/C, ASA DESTORNILLADOR TRINQUETE
815-520 SQUARE DRIVE, IMPULSOR 3.5MM
815-517 SQUARE DRIVE, IMPULSOR T-20
815-518 SQUARE DRIVE, IMPULSOR T-25
808-529 CORTA VARILLA DE MESA, ASA RMV
7480154 T27 CON OBTURADOR
7350175 3.5MM, SUJETA VARILLA

8581901 SONDA ILIO-SACRA
7480110 SONDA LUMBAR
7480112 SONDA TORÁCICA
9563002 MIDLINE, ASA PARA HOJA
9563302 WEITLANER MIDLINE, ARTICULADO
9960355 5.5MM MAS, POSICIONADOR DE CABEZA
7570932 BRAZO POSICIONADOR COMPRESOR/DISTRACTOR
7570930 RACK COMPRESOR/DISTRACTOR DE LONGITUD
7484170 DISTRACTOR PARALELO, L4.5
8360912 MARCADOR DE PEDÍCULO, CÓNICO, CON CILINDRO, CORTO
165-136 MODULE, GRAPA/ARANDELA, SS
170-136 MODULE, GRAPA/ARANDELA, TI
170-148 MODULE, TI 4.5MM, TORNILLO
170-108 MODULE, TI CDH, GANCHO P/ADULTOS
7227530 CDH LEGACY PEEK MAS (sic), ✓
7227535 CDH LEGACY PEEK MAS (sic), ✓
84181H ILIO-SACRAL DUBOUSSET CONNECT
8590855 M8 BREAK-OFF SET SCREW/Tornillos de Ajuste
96176HT GANCHO HOJA ANGOSTA PARA VARILLA 6.35
96190HT GANCHO C/PEDÍCULO PARA VARILLA 6.35
8690100 VARILLA PRE-DOBLADA, TI,
8690110 VARILLA PRE-DOBLADA, TI,
7068509 CDHS 4.75 FAS, BANDEJA TORNILLOS





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7068504 CDHS 4.75 MAS, BANDEJA TORNILLOS GRANDE
7068536 CDHS 4.75 MAS, MÓDULO 1 INFERIOR MEDIANO
7068537 CDHS 4.75 MAS, MÓDULO 2 INFERIOR MEDIANO
7068538 CDHS 4.75 MAS, MÓDULO 3 INFERIOR MEDIANO
7068503 CDHS 4.75 MAS, BANDEJA INFERIOR MEDIANA
7068502 CDHS 4.75 MAS, BANDEJA TORNILLOS MEDIANA
7068505 CDHS 4.75 RMAS, BANDEJA TORNILLOS
7068507 CDHS 4.75 RMAS, MODULO TORNILLOS AJUSTE
7068508 CDHS 4.75 RMAS, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
7068534 CDHS 4.75 MAS, MÓDULO 1 INFERIOR CHICO
7068535 CDHS 4.75 MAS, MÓDULO 2 INFERIOR CHICO
7068501 CDHS 4.75 MAS, BANDEJA INFERIOR CHICA
7068500 CDHS 4.75 MAS, BANDEJA TORNILLOS CHICA
7069036 CDHS 5.5/6.0, BANDEJA INFERIOR VARILLA 500MM
7069037 CDHS 5.5/6.0, BANDEJA SUPERIOR VARILLA 500MM
7069033 CDHS 5.5/6.0, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
7069031 CDHS 5.5mm, BANDEJA VARILLA PRE-DOBLADAS
7069032 CDHS 5.5mm, MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
7068350 CDHS, MÓDULO MACHO CANULADO
7068402 CDHS, TAPA MÓDULO MACHO CANULADO
7068512 CDHS Extra 4.0 MAS, TAPA MÓDULO
7068540 CDHS Extra 4.5-5.0 MAS, MÓDULO

7068541 CDHS Extra 4.5-5.0 MAS, TAPA MÓDULO
7068542 CDHS Extra 5.5-7.5 FAS, MÓDULO
5480131V IMPULSOR PROVISORIO HEX. 6.35
5584009 RMAS, IMPULSOR BREAK OFF
5484336 RMAS, IMPULSOR BREAKOFF
5484337 RMAS, IMPULSOR PROVISORIO
5484338 RMAS SWIZZLE, IMPULSOR PROVISORIO DE VARILLA
8572102 Souding/feeler probe, 2mm/sonda calibración
7570802 TREFINA P/SUCCIÓN
76444050 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86944520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86944525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86944530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

76444535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86944535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
55811007045 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007050 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007055 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007060 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007065 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007070 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007075 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007080 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007085 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
7575530 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7342420 FAS 4.0
7342425 FAS 4.0
7342430 FAS 4.0
7343415 FAS 4.5
7343420 FAS 4.5
7343425 FAS 4.5
7343430 FAS 4.5
7343435 FAS 4.5
7343440 FAS 4.5

7343520 FAS 5.5
7343525 FAS 5.5
7343530 FAS 5.5
7343535 FAS 5.5
6543660 FAS 6.5MM, TI,
6541213 GRAPA, INDIVIDUAL/SIMPLE, 13MM, TI
6541215 GRAPA, INDIVIDUAL/SIMPLE, 15MM, TI
6541217 GRAPA, INDIVIDUAL/SIMPLE, 17MM, TI
779145555 5.5 SIDE/5.5 DOMINO CERRADO CONN., TI
779170005 MRC 1/4-32, TORNILLO DE AJUSTE, TI
55840004020 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840004025 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840004030 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840004035 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840004040 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
859-124 GANCHO HOJA ANGULADA, TI
859-130 CUERPO EXTENDIDO TI 5 X 9.5
859-162 IZQUIERDA, ANGULADA, TI
859-142 OFFSET IZQUIERDA, TI
859-120 HOJA ANGOSTA, TI, 5 X 9.5
859-152 HOJA ANCHA, TI, INCLINADA
859-122 HOJA ANGOSTA, TI, CHICA, GRV 5X8
859-102 GANCHO PEDICULAR TI, PED 8






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

859-160 ANGULADO, DERECHA, TI
859-140 OFFSET TI, DERECHA
859-150 HOJA STANDARD, TI, INCLINADA
859-001 SV, GANCHO PEDICULADO TI, CHICO, PED 5
859-110 GANCHO HOJA ANCHA, TI, 7X9.5
859-112 HOJA ANCHA, TI, GROOVE, CHICA, 7 X 8
848-011 VERILLA PUNTA HEX., 4.5MM
5440030 SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste,
5440430 SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste,
5440130 SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste,
55811004015 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.0
55811004020 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.1
55811004025 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.2
55811004030 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.3
55811004035 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.4
55811004040 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.5
55811004045 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.6
55811004050 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.7
55811004055 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.8
55811004060 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.9
55811004065 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.10
55811004070 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.11

55811004075 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.12
55811004080 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.13
55811004515 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.14
55811004520 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.15
55811004525 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.16
55811004530 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.17
55811004535 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.18
55811004540 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.19
55811004545 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.20
55811006550 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006555 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006560 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006565 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
7039235L SET SCREW/Tornillos de Ajuste CADDY LID, TI
7572001 SEXTANT II, TAPA CAJA EXTERNA
7059327L CDHL NON BREAKOFF TRAY LID, TI/TAPA BANDEJA
75464040 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464045 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464050 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464055 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464060 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464515 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464520 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI

↓ 



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

75464525 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464530 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464535 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464540 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464545 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464550 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464555 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75464560 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465015 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465020 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465025 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465030 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465035 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465040 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465045 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465050 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465055 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465060 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465515 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465520 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465525 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
75465530 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI

5540030 SET SCREW/Tornillos de Ajuste, TI
 96101SHT-900 GROOVE, GANCHO DE HOJA ANCHA, PEQUEÑO
 855-012 VARILLA CP TI, DIAM. X 350MM
 811-321 CRSLINL MLT-SPN, PERFIL BAJO, 5.5MM
 811 -323 CRSLINL MLT-SPN, PERFIL BAJO, 5.5MM
 811-322 CRSLINL MLT-SPN, PERFIL BAJO, 5.5MM
 8699050 VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM
 8699055 VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM
 8699060 VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM
 8699065 VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM
 8699070 VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM
 7570905 LONGITUDE REDUCTION SLEEVE/MANGUITO REDUCCIÓN
 LONGITUD
 7570900 ROD INSERTER ASSEMBLY/ENSAMBLE INTRODUTOR VARILLA
 54848 59 SOLERA SEXTANT INNER SLEEVE/MANGUITO INTERNO
 5484805 SOLERA SEXTANT REDUCTION INNER SLEEVE/MANGUITO INTERNO
 P/REDUCCIÓN
 8675300 SEXTANT ROD INSERTER ASSEMBLY/ENSAMBLE INTRODUTOR
 VARILLA
 7575300 ROD INSERTER/INTRODUCTOR VARILLA
 7576303 SEXTANT II REDUCTION EXTENDER A S/L/EXTENSOR
 7576304 SEXTANT II REDUCTION EXTENDER B S/L/EXTENSOR
 7576305 SEXTANT II REDUCTION INNER SLEEVE/MANGUITO INTERNO

A handwritten signature is located at the bottom left of the page, consisting of a stylized cursive name. To the left of the signature is a simple checkmark symbol.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7576302 SEXTANT II REDUCTION MIDDLE EXTENDER M/L/EXTENSOR
MEDIANO

7576301 SEXTANT II REDUCTION OUTER EXTENDER M/L/EXTENSOR
EXTERNO

5484802 SOLERA SEXTANT REDUCTION MIDDLE EXTENDER/EXTENSOR
MEDIANO

5484801 SOLERA SEXTANT REDUCTION OUTER EXTENDER/EXTENSOR
EXTERNO

5484803 SOLERA SEXTANT REDUCTION S/L EXTENDER A/EXTENSOR A

5584134 5.5/6.0 MM, ENSAMBLE REDUCTOR VARILLA - G5

5584331 5.5/6.0 RMAS, DESTORNILLADOR P/MANGUITO DE CIERRE

5584111 5.5/6.0 MANGUITO DE CIERRE P/DESTORNILLADOR

84683E CORKSCREW (INTRODUCTOR DE VARILLA)

8110501 TEMPLATE P/MEDICIÓN

9560420 METRx DILATADOR 5.3MM

9560691 MICROSCISSORS/MICROTIJERAS

7570023 RETAINING BONESCREW DRIVER/IMPULSOR DE RETENCIÓN

7050120 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 1

7050121 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 2

7050122 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 3

7050123 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 4

7050335 CDHL, BANDEJA INSTUM. ACCESO MIN.

7050327 CDHL, BANEJA TORNILLOS NONBREAKOFF
7050234 CDHL, MOD TORNILLOS AJUSTE NONREAKOFF
7059238ML CDHL RMAS 5.5, TAPA TORNILLOS AJUSTE, TI
7068530 CDHS 4.75, MÓDULO EXTRA TORNILLOS 4.0MM
7068539 CDHS 4.75 FAS, MÓDULO INFERIOR (7.5)
7068510 CDHS 4.75 FAS, BANDEJA INFERIOR TORNILLOS
7068335 4.75 Sextant REDUCTION, BANDEJA SET INSTRUM. 1
7068334 4.75 Sextant REDUCTION, BANDEJA SET INSTRUM. 2
7068403 4.75 Standalone/Extra MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
8081528 CASE - HAND HELD ROD CUTTER/CORTA VARILLA MANUAL
7069002 CDHS 4.75, BANDEJA INFERIOR TORNILLO CAULADO
7068520 CDHS 4.75, BANDEJA 1 SUP. INSTRUM. DEFORM.
7068521 CDHS 4.75, BANDEJA 2 INF. INSTRUM. DEFORM.
7069001 CDHS 4.75 SEXTANT, BANDEJA SUPERIOR IMPLANTE
7069013 CDHS 5.5/6.0 04.0-5.0 MAS, BANDEJA INFERIOR IMPL.
7069014 CDHS 5.5/6.0 04.0-5.0 MAS, MÓDULO INFERIOR 1
7069012 CDHS 5.5/6.0 04.0-5.0 MAS, BANDEJA IMPL. SUPERIOR
7069026 CDHS 5.5/6.0 04.5-7.5 FAS, BANDEJA IMPL. INFERIOR
7069025 CDHS 5.5/6.0 04.5-7.5 FAS, BANDEJA IMPL. SUPERIOR
7069015 CDHS 5.5/6.0 05.0 MAS, MÓD. INFERIOR 2
7069018 CDHS 5.5/6.0 05.5-6.5 MAS, MÓD. INFERIOR 1
7069017 CDHS 5.5/6.0 05.5-7.5 MAS, BANDEJA IMPL. INFERIOR
7069016 CDHS 5.5/6.0 05.5-7.5 MAS, BANDEJA IMPLANTE SUPERIOR





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7069019 CDHS 5.5/6.0 06.5 MAS, MÓD. INFERIOR 2
7069020 CDHS 5.5/6.0 06.5-7.5 MAS, MÓDULO INFERIOR 3
7069021 CDHS 5.5/6.0 08.5-9.5 MAS, BANDEJA MACHO E IMPL.
7069007 CDHS 5.5/6.0, SET INSTRUM 1, BANDEJA INFERIOR
7069006 CDHS 5.5/6.0, SET INSTRUM. 1, BANDEJA SUP.
7069047 CDHS 5.5/6.0 MAS, EXTRAS, MOD. 3 INFERIOR
7069044 CDHS 5.5/6.0 RMAS, BANDEJA IMPLANTE
7069045 CDHS 5.5/6.0 RMAS, MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE
7069046 CDHS 5.5/6.0 RMAS, APA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
1854222 CDHS, MÓDULO TORNILLOS AJUSTE DEGENERAT.
1854221 CDHS, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE DEGENERAT.
1854211 CDHS, CLASIFICADOR RÓTULOS DEGENERAT.
1854212 CDHS, TAPA CLASIFICADOR RÓTULOS DEGENERAT.
5541103 5.5/ 6.0 , Gancho para Pedículo- Mediano
115-130 MODULO, 5-5MM, LP CROSSLINK, TI
115-892L TAPA, M8 MULTI-AX, CLAVOS, SMDIA TI
125-128 TAPA, LP CROSSLINK, MÓDULO
165.101 BANDEJA IMPLANTE GANCHO PEDIÁTRICO, SS
165.111 BANDEJA IMPLANTE GANCHO STANDARD, SS
165.326 M8 MAS, BANDEJA CLAVOS EXTRA - SS
165-108 MÓDULO, GANCHO ADULT M8 SS
165-112 MÓDULO, GANCHO STANDARD M8 SS

165-116 MÓDULO, CLAVOS 5.5MM M8 SS
165-120 MÓDULO, CLAVOS 6.5MM M8 SS
165-124 MÓDULO, CLAVOS 7.5MM M8 SS
165-128 MÓDULO, TAPÓN SS
165-132 MÓDULO, CONECTOR SS
7059421L CDHL FAS IMPL TRAY LID, TI/TAPA BANDEJA
7480156 DISPARADOR DE TAPÓN T27, NON BREAKOFF
7350145 IMPULSOR DE ASA T BREAK OFF
7068506 CDH Solera, BANDEJA INSTRUMENTAL TORNILLO RED. 4.75
7068406 CDHS, BANDEJA VARILLA DEGENER. Ø 4.75MM
84799RH FLEXOR IN-SITU DERECHA
8670096 TEMPLATE VARILLA
9563303 ENSAMBLE RETRACTOR
5484391 PORTA-IMPLANTE DEROTADOR, 4.75MM
5584007 HERRAMIENTA CONFIRMACIÓN TORNILLO
9561526 BRAZO POSICIONADOR/POSICIONADOR BRAZO
9561523 ANEXO RIEL PARA CAMA
9561524 ENSAMBLE BRAZO FLEXIBLE
9560523 METRX, ANEXO RIEL CAMA
9560524 METRX, BRAZO FLEXIBLE
9561525 SELF RETAINING NERVE ROOT RETR/RETENCIÓN RAÍZ NERVIOSA
5484303 SUJETA VARILLA, 4.75
5584006 SUJETA VARILLA, 5.5/6.0






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7570022 DESTORNILLADOR ÓSEO PUNTA ESFÉRICA
5480004V REMOVEDOR PUNTA ESFÉRICA, T-25
6905788 DISTRACTOR
7484171 DISTRACTOR, L4.5
7480147 IMPULSOR, QUICK CONNECT, T27
7480100 CALIBRADOR E EXTREMO DOBLE
6481000 INSTRUMENT 6481000 QUICK CONNECT, LESNA
6481005 INSTRUMENT 6481005, IMPACTOR DE GRAPAS
6481205 INSTRUMENT 6481205, IMPACTOR DE GRAPAS
8570525 L.P. CROSSLINK, FLEXOR DE PLACAS
8350293 SONDA LUMBAR
8682914 M8, MANGUITO REDUCTOR VARILLA 14MM
8682049 M8, TAB BREAKER/INTERRUPTOR
5584005 NON B/O DUAL ENDED PLUG STARTER/DISPARA TAPONES DOBLE
PUNTA
5584002 NON B/O PROVISIONAL DRIVER INSERT/INSERTO PROVISORIO
823-365 SONDA
55840006555 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840006560 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840007525 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840007530 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840007535 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,

55840007540 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840007545 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840007550 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
125-142 BANDEJA, SUPERIOR, M8 TORNILLO MULTIAXIAL
125-143 BANDEJA, SUPERIOR, M8 TORNILLO MULTI-AX
8692003 5.5 RMAS MODULE - TI
8692004 6.5 & 7.5 RMAS MODULE - TI
1850076 CASE 1850076, CAJA EXTERNA GENÉRICA INDIVIDUAL
1850077 CASE 1850077, CAJA EXTERNA GENÉRICA DOBLE
1850078 CASE 1850078, CAJA EXTERNA GENÉRICA TRIPLE
7574005 CDH LNGITUDE IMPL SET (OUTR CASE)/SET IMPL. (CAJA EXT.)
7574000 CDH LNGITUDE INSTR SET 1 (OUTR CASE)/SET INSTR. (CAJA EXT.)
7574003 CDH LNGITUDE INSTR SET 2 (OUTR CASE)/SET INSTR. (CAJA EXT.)
7068563 CDH Solera Comp/Distractor Tray/bandeja
7068400 CDH Solera Hook Module 1/GANCHOS MÓDULO 1
7068401 CDH Solera Hook Module 2/GANCHOS MÓDULO 2
7068408 CDHS 4.75, BANDEJA INSTRUM. SECUENCIAL
1858543 CROSSLINK, BANDEJA
9568107 HOJA ANCHA
9568119 HOJA ANGOSTA
9568109 HOJA ANCHA
1858544 CROSSLINK, IMPLANTE BANDEJA
1858543L CROSSLINK, TAPA BANDEJA





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

1850093 BANDEJA IMPULSOR/ADAPTADOR FENESTRADO
1850094 TAPA BANDEJA GENÉRICA 3/4 (Greatbatch)
1850099 TAPA BANDEJA IMPLANTE GENERICO C/RADEL
8114501 TEMPLATE MEDICIÓN
7486219 PORTA GANCHO OFFSET, L6.35
815-500 PORTA GANCHO/BASCULADOR OFFSET
7484166 COMPRESOR PARALELO, GRANDE, L4.5
7484165 COMPRESOR PARALELO, CHICO, L4.5
84782H INTRODUTOR VARILLA PARA VARILLA 6.35
84682E INTRODUTOR DE TAPONES, GUÍA DERECHA
84693E PLUG SET SCREW/Tornillos de Ajuste STARTER
84692E TAPÓN/DTT DISPARADOR
84687E IMPULSOR TAPÓN PROVISORIO
7576311 VARILLA REDUCCIÓN TEMPORARIA TEMP.
84674H DESTORNILLADOR P/REMOCIÓN T20/T25
84699RH FLEXOR IN-SITU DERECHO
8572006 BASCULADOR, VARILLA 4.5MM
7484142 BASCULADOR, L4.5
815-502 APROXIMADOR VARILLA
7350216 PORTA GANCHO RECTO
5484216 PORTA IMPLANTE RECTO
8969IE PORTA IMPLANTE RECTO

| | |
|---------|---|
| C6841 | T20, DESTORNILLADOR |
| 7480211 | PORTA IMPLANTE TRAD LATERAL |
| 7480216 | PORTA IMPLANTE TRAD RECTO |
| 5484211 | PORTA IMPLANTE LATERAL TRADICIONAL |
| 858-959 | M8 FIXED IGS, IMPULSOR |
| 5484301 | 4.75 - POSICIONADOR DE CABEZA |
| 5584003 | 5.5/6.0mm - POSICIONADOR DE CABEZA |
| 7486231 | 6.35 EMPUJA GANCHOS |
| 9339095 | CALIBRE |
| 7350621 | ELEVADOR, TRANS. PROC. REDUCIDO |
| 7350626 | BUSCADOR, PEDÍCULO REDUCIDO |
| 5485905 | IMPULSOR HEX. |
| 7480231 | EMPUJA GANCHOS PARA PORTA IMPLANTE |
| 8682048 | M8, CUPLA ANTAGÓNICA CIRCULAR |
| 7570031 | TROCAR P/VARILLA |
| 8350322 | OBTURADOR TORNILLOS DE AJUSTE |
| 8675422 | SEXTANT, DILATADOR |
| 8670000 | SEXTANT QUICK CONNECT, TROCAR |
| 8670007 | SEXTANT, TROCAR, MANGUITO SONDA |
| C6908 | ASA, MARCADOR DE CIERRE |
| C6906 | MARCADOR, REDONDO-IZQUIERDO, CON VARILLA 35MM |
| C6907 | MARCADOR, CUADRADO, DERECHO, CON VARILLA 35MM |
| C6902 | SONDA, CURVA, CON GRADUACIÓN MM |






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

| | |
|---------|-------------------------------------|
| C6904 | SONDA, CALIBRADOR FLEXIBLE 3MM |
| C6905 | SONDA, ESFERA FIRME, 2MM |
| 84689E | PORTA IMPLANTE LATERAL |
| 7034139 | LEGACY ILIAC CMAS, BANDEJA INSTRUM. |
| 808-545 | T-BOLT POS W/LOCK SCR INS, ASM |
| 8350294 | SONDA TORÁCICA |
| 815-507 | LESNA ROSCADA |
| 9563066 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563067 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563060 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563061 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563062 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563063 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563064 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563065 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563166 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563167 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563160 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563161 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563162 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 9563163 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, |
| 6541021 | GRAPA ROSTRAL, TI, |

6541123 GRAPA CAUDAL, TI,
6541023 GRAPA ROSTRAL, TI,
6541125 GRAPA CAUDAL, TI,
6541025 GRAPA ROSTRAL, TI,
6543520 FAS 5.5MM, TI,
6543525 FAS 5.5MM, TI,
6543530 FAS 5.5MM, TI,
6543535 FAS 5.5MM, TI,
6543540 FAS 5.5MM, TI,
5441302 4.75, TAH GANCHO PEDICULAR, CHICO
5441342 4.75, TAH GANCHO PROCESO TRANSVERSAL, CHICO
5441343 4.75, TAH GANCHO PROCESO TRANSVERSAL, MEDIANO
5441114 4.75, GANCHO HOJA ANCHA, GRANDE
5441113 4.75, GANCHO HOJA ANCHA, MEDIANO
5441112 4.75, GANCHO HOJA ANCHA, CHICO
54410007545 FAS 7.5 X 45 TI (sic)
54410007550 FAS 7.5 X 50 TI (sic)
54410007555 FAS 7.5 X 55 TI (sic)
55410005025 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
55410005030 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
55410005035 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
55410005040 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
55410005045 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

| | |
|--------------|--|
| 55410005530 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410005535 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410005540 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410005545 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410005550 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410006530 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410006535 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410006540 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410006545 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410006550 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410006555 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410007535 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 5 5410007540 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410007545 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410007550 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410007555 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 7069342 | CDHL 6.35, BANDEJA 2 IMPL. DEFORM., TI |
| 7069343 | CDHL 6.35, BANDEJA 3 IMPL. DEFORM., TI |
| 7060334 | CDHL 6.35, BANDEJA INSTRUM. DEFORM. |
| 7069421L | CDHL 6.35 FAS, TAPA IMPL., TI |
| 7060524L | CDHL 6.35, TAPA IMPLANTE GANCHOS |
| 7069327L | CDHL 6.35, TAPA IMPL. NONBREAK, TI |

1858710 CDHL ANTERIOR CROSSLINK, MÓDULO
185 8710L CDHL ANTERIOR CROSSLINK, TAPA MÓDULO
1858708 CDHL ANTERIOR, BANDEJA IMPL. 1
1858707 CDHL ANTERIOR, BANDEJA IMPL. 2
1858707L CDHL ANTERIOR, TAPA BANDEJA IMPL.
1858711 CDHL ANTERIOR, SONDA ROSCADA
86947565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447570 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947570 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947575 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
8360911 MARCADOR DE PEDÍCULO, CÓNICO CON HEXAG., CORTO
8110530 IMPULSOR HEX., 3.0MM
7350236 EMPUJA VARILLA, 3.5MM





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

8670095 ASA P/COMPRESIÓN

7191640 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,

7191645 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,

7191650 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,

7191655 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,

7191660 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,

7191665 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,

7191725 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,

7191730 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,

54840007560 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840007565 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840007570 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840007580 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840007590 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840008500 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840008525 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840008530 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840008535 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,


54840008540 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840008545 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840008550 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840008555 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 54840008560 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840008565 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840008570 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840008580 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840008590 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009500 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009525 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009530 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009535 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009540 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009545 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009550 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009555 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009560 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009565 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009570 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009580 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840009590 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840015535 | CNMAS 5.5 X 35 CC |
| 54840015540 | CNMAS 5.5 X 40 CC |
| 54840015545 | CNMAS 5.5 X 45 CC |
| 54840015550 | CNMAS 5.5 X 50 CC |
| 54840016535 | CNMAS 6.5 X 35 CC |

↓ 



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 54840016540 | CNMA 6.5 X 40 CC |
| 54840016545 | CNMA 6.5 X 45 CC |
| 54840016550 | CNMA 6.5 X 50 CC |
| 54840016555 | CNMA 6.5 X 55 CC |
| 54840017530 | CNMA 7.5 X 30 CC |
| 54840017535 | CNMA 7.5 X 35 CC |
| 54840017540 | CNMA 7.5 X 40 CC |
| 8699075 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699080 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699085 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699090 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699095 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699100 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8550012L | VARILLA REVESTIDA, PUNTA HEXAG., TI |
| 859-855 | AUTO BREAK OFF M8, TORNILLO |
| 96509HT | AXIAL CONNECTOR 6.35/6.35MM |
| 84505HT | DOMINO 5.5/5.5MM |
| 7343315 | FAS 3.5 |
| 7343320 | FAS 3.5 |
| 7343325 | FAS 3.5 |
| 7343330 | FAS 3.5 |
| 7342410 | FAS 4.0 |

7342415 FAS 4.0
7039830L X10 CROSSLINKS, TAPA MÓDULO, TI
7039830 X10 CROSSLINKS, MÓDULO, TI
2880003 M8 DEGEN, CAJA EXERNA IMPL.
5484823 DESTORNILLADOR ÓSEO CON RETENCIÓN
5484830 TROCAR P/ARILLA
5484306 MANGUITO DE CIERRE P/DESTORNILLADOR, 4.75
5484328 ENSAMBLE EXTERNO REDUCTOR AWCUENCIAL
5484304 MANGUITO REDUCCIÓN SECUENCIAL
7570922 SEXTANT II REDUCTION, IMPULSOR PUNTA REDONDA
7570909 SEXTANT II REDUCTION, IMPULSOR TORNILLO ÓSEO
7570923 SEXTANT II REDUCTION, IMPULSOR CON RETNECIÓN
7570988 SEXTANT II REDUCTION, REMOCIÓN T27
8572005 . PORTA IMPLANTE RECTO
7484154 T25 CON OBTURADOR
8114530 IMPULSOR HEXAG. 2.5MM
7484114 IMPULSOR HEX. AHUSADO, 3.5MM
7484235 4.5, EMPUJA VARILLA
7484236 4.5, EMPUJA VARILLA, EN FORMA C
5484231 4.75, EMPUJA GANCHO
5484317 4.75, EMPUJA GANCHO AUTO-FIJANTE
5484217 4.75, PORTA IMPLANTE AUTO-FIJANTE
7480136 REDUCTOR VARILLA 5.5MM, LARGO






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7486175 6.35, SUJETA VARILLA
7486126 6.35, INTRODUCOR VARILLA
7486235 6.35, EMPUJA VARILLA
8572036 6.5mm, MACHO SÓLIDO IGS - BANDA AZUL
7484255 FLEXOR, IZQUIERDO, IN SITU, VARILLAS 4.5MM
7484260 FLEXOR, DERECHO, INSITU, VARILLAS 4.5MM
8110525 HIERRO FLEXOR
8114526 HIERRO FLEXOR (4.5MM)
7480930 MAS, DESTORNILLADOR CERRADO
7480931 CLSD MAS, IMPULSOR AUTO-FIJANTE
8114539 CUPLA ANTAGÓNICA
823-366 SONDA CURVA
7480394 DEROTATOR BRIDGE - L/DERROTADOR PUENTE
7480393 DEROTATOR BRIDGE - M/DERROTADOR PUENTE
7480392 DEROTATOR BRIDGE - S/DERROTADOR PUENTE
7350122 DISPARADOR TAPÓN HEX. 3MM
7480172 5.5MM TLIF/PLIF DISTRACTOR
7486172 6.35MM TLIF/PLIF DISTRACTOR
858-990 M8, CUPLA ANTAGÓNICA
7578000 ESCALA SONDA PROFUNDIDAD
7578001 SLIDER SONDA PROFUNDIDAD
1858642L TAPA BANDEJA KIT PREPARACIÓN PEDÍCULO

7050032 SONDA ROSCADA FAS
8115501 X-10 CROSSLINK 5.5, MÓDULO TI
5484334 FAS LOCK SLEEVE SCREWDRIVER/DESTORNILLADOR C/MANGUITO
5584334 FAS LOCK SLEEVE SCREWDRIVER, 5.5/6.0/DESTORNILLADOR CON
MANGUITO
5484285 LLAVE P/ROTACIÓN VARILLA
115-940 CAJA, 5.5MM VARILLA FLEXIBLE, TI
110-129 MODULE, 1/4" LP CROSSLINK TI
110-130 MODULE, 1/4"LP CROSSLINK TI
115-129 MODULE, 5.5MM LP CROSSLINK TI
110-150P NAMEPLATE/CHAPA IDENTIDAD
110-166P NAMEPLATE/CHAPA IDENTIDAD
115-150P NAMEPLATE/CHAPA IDENTIDAD
115-166P NAMEPLATE/CHAPA IDENTIDAD
125-166 BANDEJA, LP CROSSLINK
8390309 CANN LEGACY 5.5MM IMP TRAY LID/TAPA BANDEJA
8390314 CANN LEGACY INSTR TRAY BOTTOM/BANDEJA INSTRUM. INFERIOR
8390306 CANN LGCY5.5MM INSTR TRAY TOP/BANDEJA INSTRUM. SUPERIOR
8390315 CANNULATED LEGACY IMPLANT TRAY/BANDEJA IMPLANTE
CANULADA
125-100 CASE, FOUNDATION-BASE/CAJA, BASE
165-144 MÓDULO, VARILLAS SS
165-148 MÓDULO, SS CLAVOS 4.5MM






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

170.129 BANDEJA P/IMPLANTE GANCHO Y CLAVO

170.133 BANDEJA P/IMPLANTE GANCHO Y CLAVO

| | |
|-------------|------------------------|
| 55840004055 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004520 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004525 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004530 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004535 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004540 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004545 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004550 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004555 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005020 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005025 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005030 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005035 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005040 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005045 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005050 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005055 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005520 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005525 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005530 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 55840005535 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005540 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005545 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005550 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005555 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005560 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006520 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006525 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006530 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006535 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006540 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006545 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006550 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 8111111 | X-10 CROSSLINK, BASE EXTERNA |
| 185-054 | BASE, EXTERNA, PROFUNDIDAD 2.5" |
| 185-052 | BASE, SIMPLE |
| 7574000L | CDH LONGITUDE, TAPA CAJA EXTERNA |
| 185-064 | TAPA, BASE |
| 8692105 | M8 REDUC., MÓDULO TAPÓN GANCHOS, TI |
| 8692101 | M8 REDUC, BASE GANCHOS, TI |
| 8692104 | M8 REDUC., MÓDULO GANCHOS, TI |
| 8692103 | M8 RHOOK, TAPA BANEJA IMPLANTE, TI |
| 185-020 | MODULE, PORTA VARILLA/COMP./DISTRIB. |

↓ 



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7545545 TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
7546540 TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
7546545 TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
7546550 TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
7543420 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543425 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543430 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543435 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543440 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543445 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543450 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543455 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
8114537 CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI,
8114540 CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI,
8114541M CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI,
8114555M CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI,
8110845 BREAKOFF SET SCREW/Tornillos de Ajuste,

75464015 TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI
76445025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76445030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
5485147V T27, IMPULSOR INDICADOR DE TORQUE
5484147 IMPULSOR INDICADOR DE TORQUE PARA G5 4.75
9569569 PITUITARIA DE BAJADA, 2MM
9569565 MICROPITUITARIA, 2MM
9569566 PITUITARIA CON DIENTE, 2MM
9569567 MICROPITUITARIA DE SUBIDA, 2MM
9569564 PITUITARIA DE SUBIDA, 2MM
9569525 RONGEUR PITUITARIA, 4MM
9569536 ASA EN ARO PARA PITUITARIA, 4MM
9569570 PITUITARIA DE SUBIDA, 4MM
8695550 TORNILLO MULTIAXIAL, M8, -
8696530 TORNILLO MULTIAXIAL, M8, -
8696550 TORNILLO MULTIAXIAL, M8,-
9690030 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI,✓
9690040 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI,✓
9690050 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI,✓
9690060 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI,✓

✓ 



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 9690070 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI, ✓
- 9690080 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI, ✓
- 8690853 TORNILLOS DE AJUSTE, ROSCADOS, EXTENDIDOS, TI
- 9690853 M10, TORNILLOS DE AJUSTE, ROSCADOS, EXTENDIDOS, TI
- 9692110 M10, TI, REDUC. GANCHO HOJA ANCHA
- 8692640 M8, REDUCTION MAS, TI (sic) ✓
- 8540611 ✓ ANTERIOR LPC, 11 MM, TI (sic)
- 8540612 ✓ ANTERIOR LPC, 12 MM, TI (sic)
- 8540613 ✓ ANTERIOR LPC, 13 MM, TI (sic)
- 8540614 ✓ ANTERIOR LPC, 14 MM, TI (sic)
- 8540615 ✓ ANTERIOR LPC, 15 MM, TI (sic)
- 8540616 ✓ ANTERIOR LPC, 16 MM, TI (sic)
- 8549008 ✓ LPC PARA VARILLA 4.5MM, TI
- 8540617 ✓ LPC ANTERIOR, TI, 17MM
- 8548498 ✓ GRAPA CAUDAL, TI, 19MM
- 8548499 ✓ GRAPA ROSTRAL, TI, 19MM
- 8549009 ✓ LPC PARA VARILLA 4.5MM, 19MM, TI
- 8548500 ✓ GRAPA CAUDAL, 21MM, TI
- 8548501 ✓ GRAPA ROSTRAL, 21MM, TI
- 8549010 ✓ LPC PARA VARILLA 4.5MM, 22MM, TI
- 8549011 ✓ LPC PARA VARILLA 4.5MM, 25MM, TI
- 8549012 ✓ LPC PARA VARILLA 4.5MM, 29MM, TI

8549013✓ LPC PARA VARILLA 4.5MM, 32MM, TI
8549014✓ LPC PARA VARILLA 4.5MM, 35MM, TI
8549015✓ LPC PARA VARILLA 4.5MM, 38MM, TI
8549300✓ 4.5 - 4.5 OPEN DOMINO, TI/DOMINO ABIERTO
8549301✓ 4.5 - 5.5 OPEN DOMINO, TI/DOMINO ABIERTO
8549305✓ 4.5 MM DOMINO
8549018✓ 4.5MM MULTI-SPAN LPC LARGE/ MULTISPAN LPC,
86992755 M8 REDUCTION MAS, TI,
7041210 CLS LAT CON, 4.5/6.35,
7041230 CLS LAT CON, 4.5/6.35,
7041360 CLS LAT CON, 5.5/6.35,
7041460 CLS LAT CON, 6.35/6.35,
70465540 CLOSED MAS/MAS CERRADO,
70465550 CLOSED MAS/MAS CERRADO,
70465560 CLOSED MAS/MAS CERRADO,
70466550 CLOSED MAS/MAS CERRADO,
70466560 CLOSED MAS/MAS CERRADO,
70466570 CLOSED MAS/MAS CERRADO,
70467560 CLOSED MAS/MAS CERRADO,
70467570 CLOSED MAS/MAS CERRADO,
70467580 CLOSED MAS/MAS CERRADO,
70468570 CLOSED MAS/MAS CERRADO,
70468580 CLOSED MAS/MAS CERRADO,

✓





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

6541019 GRAPA ROSTRAL, TI,
6541121 GRAPA CAUDAL, TI,
165-148 MODULE, SS 4.5MM, TORNILLO
7191560 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191625 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191630 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191635 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7578200 VARIFICADOR DE VARILLA
7576312 SEXTANT II REDUCTION, SEÑALADOR TEMPLATE VARILLA
7068405 4.75 EXTRA BREAKOFF, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
7068386 4.75 Sextant BILATERAL, BANDEJA SET INSTRUM. 1.
7068337 4.75 Sextant BILATERAL, BANDEJA SET INSTRUM. 2
7068323 4.75 Sextant, BANDEJA SET INSTRUM. 1
7068321 4.75 Sextant, BANDEJA SET INSTRUM. 2
9560705 DISP 22MM X 5CM, RETRACTOR
9560706 DISP 22MM X 6CM, RETRACTOR
9560707 DISP 22MM X 7CM, RETRACTOR
9560708 DISP 22MM X 8CM, RETRACTOR
9560709 DISP 22MM X 9CM, RETRACTOR
9562613 DISP 26MM X 3CM, RETRACTOR
9562614 DISP 26MM X 4CM, RETRACTOR
9562615 DISP 26MM X 5CM, RETRACTOR

9562616 DISP 26MM X 6CM, RETRACTOR
9562617 DISP 26MM X 7CM, RETRACTOR
9562618 DISP 26MM X 8CM, RETRACTOR
9562619 DISP 26MM X 9CM, RETRACTOR
9560802 18MM, SISTEMA ILUMINACIÓN RADIANCE
9560702 RADIANCE, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
9560757 RADIANCE X, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
MEDTRONIC SOFAMOR DANEEK, INSTRUMENTAL (1), (2),(3), (4)
8670015 PAK NEEDLE (TRO.TRO)/AGUJAS
6478831 DIST CASE, DR SYS W/PLCD/CAJA DISTRIBUCIÓN
MEDTRONIC, INSTRUMENTAL RE-UTILIZABLES (1), (2),(3), (4)
7350144 IMPULSOR, 3.0MM
7352030 MACHO 3.5MM
7484290 DERROTADOR APICAL, 4.5
7352032 MACHO 4.5MM
858-950 DESTORNILLADOR FIJO, 5.5MM, M8
7486150 CUPLA ANTAGÓNICA CERRADA, 6.35
7486265 FLEXOR PLANO CORONAL, IZQUIERDA, 6.35
7486270 FLEXOR PLANO CORONAL, DERECHA, 6.35
7486260 FLEXOR INSITU, DERECHA, 6.35
7480150 CUPLA ANTAGÓNICA CERRADA
7350270 FLEXOR CORONAL - DERECHA, VARILLA 3.5MM
7480265 FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDA





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7570801 CUPLA ANTAGÓNICA
8691012 CROSSLINK, HERRAMIENTA MEDICIÓN,
8691013 CROSSLINK, HERRAMIENTA MEDICIÓN,
8691014 CROSSLINK, HERRAMIENTA MEDICIÓN,
8691015 CROSSLINK, HERRAMIENTA MEDICIÓN,
8691016 CROSSLINK, HERRAMIENTA MEDICIÓN,
8114511 CROSSLINK, PORTA PLACA. L 4.5
C6901 CURETA, CCD CON STOP
7350631 ELEVADOR, LAMINAR REDUCIDO
7570907 FAS, IMPULSOR
C6880 IMPULSOR TAPÓN FINAL
7350280 DESTORNILLADOR FIJO
803-900 DESTORNILLADOR CABEZA HEXAGONAL, 3900-10
7480230 EMPUJA GANCHO DE DOBLE PROPÓSITO
8572003 EMPUJA GANCHO, VARILLA 4.5MM
7480911 CUPLA ANTAGÓNICA ILÍACA
8691011 INLINE CROSSLINK, SOSTÉN
7484282 LEGACY 4.5, IMPULSOR FIJO GUÍA POR IMÁGENES
9560788 DISTRACTOR MECÁNICO
8572007 PORTA IMPLANTE OFFSET
9790903 IMPULSOR DE CLAVIJA P/PORTA PLACA
7480131 IMPULSOR PROVISORIO, CORTO

8580020 CD HORIZON M10, CAJA INSTRUMENT. EXTRACCIÓN
8580030 TSRH, CAJA INSTRUMENTAL EXTRACCIÓN
75753039 EXTENSOR A - NIVEL ÚNICO
75753049 EXTENSOR B - NIVEL ÚNICO
75753059 MANGUITO INTERNO EXTENSOR
7059520 BANDEJA IMPLANT. CLAVOS HUESO CORTICAL, INFERIOR
7059524 CDHL, BANDEJA IMPLANTE GANCHO, TI
7059532 CDHL, MÓDULO GANCHO STANDARD, TI
5541188 5.5/ 6.0, Gancho Torácico Hoja Angulada - Derecho
5541189 5.5/ 6.0, Gancho Torácico Hoja Angulada - Izquierdo
5541190 5.5/6.0, Gancho Torácico Superior Angulado - Derecho - Mediano
5541191 5.5/6.0, Gancho Torácico Superior Angulado - Izquierdo - Mediano
5541312 5.5/6.0, Gancho TAH Supra-Laminar - Chico
5541313 5.5/6.0, Gancho TAH Supra-Laminar - Mediano
5541322 5.5/6.0, Gancho TAH Infra-Laminar - Chico
5541323 5.5/6.0, Gancho TAH Infra-Laminar - Mediano
5541101 5.5/6.0, Gancho para Pedículo, X-Small
7050234 CDHL, MÓDULO SET CLAVOS IRROMPIBLES
7050235 CDHL, MÓDULO SET CLAVOS
7050238 LEGACY, RMAS 5.5, MÓDULO CLAVOS STANDARD
7050314 DEGEN OUTER INSTRUMENT CASE/CAJA EXTERNA INSTRUM.
7050316 CDHL, CAJA INSTRUM. ACCESO MÍNIMO
7050327 CDHL, BANDEJA CLAVOS IRROMPIBLES





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7050331 CDHL DEGEN, BANDEJA INSTRUM. 1
7050333 CDHL DEGEN, BANDEJA INSTRUM. 3
7050334 CDHL, BANDEJA CLAVOS PRE. INST.
7050335 CDHL, BANDEJA INSTR. ACCESO MÍNIMO
7050336 CDHL 5.5 DEGEN, BANDEJA INSTRUMENTAL
7050420 CDH LGCY 5.5, BANDEJA INSTRUM.- TLIF DISTR
7050420L CDH LEGACY 5.5, TAPA BANDEJA INSTRUM.-TL1F DISTR
7050423 CDHL FAS, BANDEJA INSTRUM. PREP. CLAVOS
7050524L CDHL, TAPA BANDEJA IMPLANTE GANCHO
7050525 CDHL, BANDEJA INSTRUM. GANCHOS
7050532L CDHL, TAPA MODULO GANCHO STANDARD
7050533L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHO/ESPECIAL.
7050534 CDHL, MÓDULO INSTALAC. GANCHOS
7050620 LEGACY RMAS 5.5, BANDEJA INSTRUM.
7056420 CDH LGCY 6.35, BANDEJA INSTRUM.- TLIF/PLIF DISTR
7056420L CDH LGCY 6.35, TAPA BANDEJA-TLIF/PLIF D1ST
7058233ML CDHL 5.5, TAPA MÓDULO SET CLAVOS, SS
7059220 CDHL 5.5 DEGEN, BANDEJA IMPL. 1, TI
7059221 CDHL 5.5 DEGEN, BANDEJA IMPL. 2, TI
7059222 CDHL 5.5 DEFORM, BANDEJA IMPL 1, TI
7059223 CDHL 5.5 DEFORM, BANDEJA IMPL 3, TI
7059224 CDHL 5.5 DEFORM, BANDEJA IMPL. 2, TI

7059226 CDHL 5.5 4.0-5.5, BANDEJA IMPL. 2 TI
7059227 CDHL 5.5 5.S-8.5, BANDEJA IMPL. I TI
7059228 CDHL 5.5 5.S-8.5, BANDEJA IMPL. 2 TI
7059233ML CDHL 5.5, TAPA MOD. SET CLAVOS, TI
7059234ML CDHL 5.5, TAPA MOD. IRROMPIBLES, TI
7059235L CDHL, TAPA MOD. SET CLAVOS, TI
7068587 TAPA MÓDULO IMPLANTE TORNILLO CORTICAL
7068585 BANDEJA IMPLANTE TORNILLO CORTICAL
7059351 LEGACY 5.5 UAS
7059352 LEGACY 5.5 UAS
7059353 LEGACY 5.5 UAS
8081530 TAPA, CORTA VARILLA
7068395 CANASTA (DOBLE)
7068531 Non-Breakoff 3/4, BANDEJA
7572004 SEXTANT II, BANDEJA INSTRUMENTAL # 3
9569689 MICROBAYONETED GANCHO P/NERVIO, DERECHA
9569638 MICROBAYONETED GANCHO P/NERVIO, RECTO
75448540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

55811005050 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.35

7227540 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),

7227545 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),

5440030✓ SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste

5440430✓ SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste

5440130✓ SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste

8695535 TORNILLO MULTIAXIAL, M8,

7577540 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,

7577545 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,

7577550 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,

7577555 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,

7570955 G4 TORNILLO DE AJUSTE, HEXAGON., INTERNOS

7641174 GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, GRANDE, TI

7641170 GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, MEDIANO, TI

7641163 GANCHO LUMBAR, HOJA ANGULADA, MEDIANO, TI

7641162 GANCHO LUMBAR, HOJA ANGULADA, CHICO, TI

7641199 GANCHO P/OFFSET, IZQUIERDO TI

7641198 GANCHO P/OFFSET, DERECHO, TI

7641204 GANCHO P/PEDÍCULO CON BORDE, GRANDE, TI

7641203 GANCHO P/PEDÍCULO CON BORDE, MEDIANO, TI

7641202 GANCHO P/PEDÍCULO CON BORDE, CHICO, TI

7641133 GANCHO, HOJA ANCHA, INCLINADA, TI

7641188 GANCHO, HOJA ANGULAR, TORÀCICO, DERECHO, TI
7641214 GANCHO,HOJA ANCHA, CON ESCALÒN, GRANDE, TI
7641213 GANCHO,HOJA ANCHA, CON ESCALÒN, MEDIANO, TI
7641212 GANCHO,HOJA ANCHA, CON ESCALÒN, CHICO, TI
7641224 GANCHO, HOJA ANGOSTA CON ESCALÒN, GRANDE, TI
7641223 GANCHO, HOJA ANGOSTA CON ESCALÒN, MEDIANO, TI
7641222 GANCHO, HOJA ANGOSTA CON ESCALÒN, CHICO, TI
7641143 GANCHO, HOJA ANGOSTA, INCLINADA, MEDIANA, TI
7641142 GANCHO, HOJA ANGOSTA, INCLINADA, CHICO, TI
7641189 GANCHO, HOJA ANGULADA, TORÀCICO, GRANDE, TI
7443550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443625 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443630 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443635 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443640 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443645 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7440020 SET SCREW/Tornillos de Ajuste, BREAK-OFF, TI
86745535 SEXTANT TI M8 MAS,
86745540 SEXTANT TI M8 MAS,
86745545 SEXTANT TI M8 MAS,
86746535 SEXTANT TI M8 MAS,
86746540 SEXTANT TI M8 MAS,
86746545 SEXTANT TI M8 MAS,





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

86746550 SEXTANT TI M8 MAS,
75454535 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75454540 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455030 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
7198560 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198565 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198570 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198575 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7191530 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191535 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191540 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191545 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191550 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7576309 IMPULSOR TUERCA REDUCCIÓN
7574530 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7574535 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
7574540 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
5541303 5.5/ 6.0, Gancho Pedículo TAH - Mediano
5541342 5.5/6.0, Gancho TAH para Proceso Transversal - Chico
5541343 5.5/6.0, Gancho TAH para Proceso Transversal - Mediano
9563090 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 10
9563091 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 11

9563084 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 4
9563085 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 5
9563086 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 6
9563087 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 7
9563088 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 8
9563089 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 9
9563190 MIDLINE, HOJA DERECHA 10
9563191 MIDLINE, HOJA DERECHA 11
9563184 MIDLINE, HOJA DERECHA 4
9563185 MIDLINE, HOJA DERECHA 5
9563186 MIDLINE, HOJA DERECHA 6
1858714 CDHL ANTERIOR, CAJA EXTER. 3 - INSTR.
19548548 MAS 4.5/5.5/6.5, BANDEJA IMPLANTE, TI
2700129 SET CADDY CLAVOS M8
2700129L TAPA CADDY SET CLAVOS M8
2800001 BANDEJA IMPLANT. M8 DEGEN MAS 1
2800001L TAPA BANDEJA IMP. M8 DEGEN MAS 1
2800002 BANDEJA M8 DEGEN MAS IMPL. 2
2800021 BANDEJA INSTR. M8 DEGEN 1
2800022 BANDEJA INSTR. M8 DEGEN 2
2800023 BANDEJA INSTR. M8 DEGEN 3
2880001L TAPA CAJA EXTERNA M8
2880002 CAJA INSTR. EXTERNA DEGEN M8





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

2880003 CAJA IMPL. EXTERNA DEGEN M8
7030010L LEGACY, TAPA CAJA EXTERNA 3.5
7030235 SET CADDY CLAVOS
7030510 CAJA EXTERNA, INSTRUMENTAL, TRIPL.
7030521 BANDEJA INSTRUM. #1
7030522 BANDEJA INSTRUM. #2
7030523 BANDEJA INSTRUM. #3
7039235L TAPA CADDY SET CLAVOS, TI
7039510 LEGACY, CAJA EXTERNA 3.5, TI
7039510L TAPA BANDEJA IMPLANTES, TI
7039520 BANDEJA IMPLANTES, TI
7039533 MÓDULO GANCHOS, TI
7039533L TAPA MÓDULO GANCHOS, TI
7039830 X-10 CROSSLINK S MÓDULO, TI
7039830L TAPA MÓDULO X-10 CROSSLINKS, TI
7040110 LEGACY, CAJA EXTERNA 4.5 APICAL DEROTATOR (sic)
7040124 CDHL 4.5 G4, BANDEJA DEROTATOR (sic)
7049400 LEGACY, CAJA EXTERNA 4.5 MAS, TI
7049400L LEGACY, TAPA CAJA EXTERNA 4.5
7049420 LEGACY, BANDEJA P/IMPLANTE 4.5 MAS (1 DE 2), TI
7049420L LEGACY, TAPA BANDEJA P/IMPLANTE 4.5
7049421 LEGACY, BANDEJA P/IMPLANTE 4.5 MAS (2 DE 2), TI

7049422 LEGACY, BANDEJA INSTRUM. 4.5 MAS
7049423 SET CLAVOS MÓDULO 7049423 LEGACY, 4.5
7049425L TAPA MÓDULO SET CLAVOS LEGACY, 4.5
8114401 LEGACY, 4.5 X10 CROSSLINK, MÓDULO, TI
8115501 X-10 CROSSLINK, 5.5, TI MÓDULO
8390304 LEGACY CANUL., 5.5MM, CAJA EXTERNA
8390305 LEGACY CANUL., 5.5MM, TAPA EXTERNA
8390306 LGCY CANUL. 5.5MM, BANDEJA INSTR. SUPERIOR
8390309 LEGACY CANUL. 5.5MM, TAPA BANDEJA IMPL.
8390310 MAST QUAD/MAST LGCY EXTERNO (NUEVO)
8390314 LEGACY CANUL., BANDEJA INSTRUM., INFERIOR
8390315 LEGACY CANUL., BANDEJA IMPL.
8580010 CD HORIZON M8, CAJA INSTRUMENT. EXTRACCIÓN
7191555 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
96107CHT DTT #4, PARA COMPRESIÓN
96147HT DTT #4, CON DOS GANCHO MÓVILES
859-525 TORNILLO, ÁNGULO FIJO,
859-555 TORNILLO, ÁNGULO FIJO,
859-655 TORNILLO, ÁNGULO FIJO,
7541142 GANCHO, HOJA INCLINADA, ANGOSTA, CHICA, TI
55811007090 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55840004045 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840004050 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,


↓ 



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

8581288 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581289 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8591165 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591166 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591167 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591168 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591169 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591160 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591175 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591176 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591177 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591178 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591179 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591170 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591180 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591185 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591186 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591187 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591188 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591189 TORNILLO ILÍACO OBL., 10 GRADOS,
8591260 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
8591265 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,

| | |
|-------------|--|
| 8591266 | TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO, |
| 8591267 | TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO, |
| 8591268 | TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO, |
| 8591269 | TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO, |
| 5442138 | 38/42mm 4.75 MULTI-SPAN, X10 CROSSLINK |
| 54840004020 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004025 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004030 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004035 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004040 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004045 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004050 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 55840007555 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840007560 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008525 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008530 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008535 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008540 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008545 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008550 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008555 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840009525 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840009530 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

55840009535 5:5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840009540 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840009545 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
185 8713 CDHL ANTERIOR, CAJA EXTER. 1 - INSTR.
7059423 CDHL FAS, BANDEJA IMPL. 2, TI
7059500 CAJA EXTERNA CLAVOS HUESO CORTICAL
7059501L TAPA CAJA EXTERNA CLAVOS HUESO CORTICAL
7059510 BANDEJA IMPLANT. CLAVOS HUESO CORTICAL, SUPERIOR
7059511L TAPA BANDEJA IMPL. CLAVOS HUESO CORTICAL
7576301 SEXTANT II - EXTENSOR EXTERIOR P/REDUCCIÓN - M/L
7576302 SEXTANT II - EXTENSOR MEDIO P/REDUCCIÓN - M/L
7576303 SEXTANT II - EXTENSOR A P/REDUCCIÓN S/L
170.326 BANDEJA CLAVOS M8 MAS EXTRA, -TI
1700026 MÓDULO IMPLANTE M8 MAS 4,5/5.0, TI
1700126 MÓDULO IMPLANTE M8 MAS 5.5, TI
1700226 MÓDULO IMPLANTE M8 MAS 6,5/7.5, TI
170-100 MÓDULO, GANCHO PED1 M8, TI
170-104 MÓDULO, CDH ASI GANCHO PEDI.
170-108 MÓDULO, CDH GANCHO ADULTO
170-112 MÓDULO, GANCHO STANDARD M8, TI
170-116 MÓDULO, CLAVOS 5.5MM, TI
170-120 MÓDULO, CLAVOS 6.5MM, TI

170-124 MÓDULO, CLAVOS 7.5MM, TI
7060233 CADDY TORNILLOS AJUSTE
7060533L SPEC HK MOD LID, GEN (sic)/TAPA MÓDULO
7069533L SPEC HOOK MOD LID TI/TAPA MÓDULO
7069533 SPEC HOOK MOD, TI/ TAPA MÓDULO
7060532L STD HOOK MOD LID GEN/TAPA MÓDULO
7069532L STD HOOK MOD LID, TI/TAPA MÓDULO
7069532 STD HOOK MOD, TI/MÓDULO GANCHO
7059630L MOD LID, TI/TAPA MÓDULO
7059630 MOD, TI/MÓDULO
7059421 BANDEJA IMPLANTE 1, TI
7059423 BANDEJA IMPLANTE 2, TI
7059422 BANDEJA IMPLANTE 3, TI
7050423 BANDEJA INSTRUM. PREPARAC. TORNILLOS
7059524 BANDEJA INSTRUM. GANCHOS, TI
7050525 BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHOS
7050534 MÓD. POSICIONAM.
705 023 5 CDHL, MOD. TORNILLOS AJUSTE
7059235L CDHL, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE, TI
7050533L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHOS/ESPECIALIDAD
7059533L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHOS/ESPECIALIDAD
7059533 CDHL, MÓDULO GANCHOS/ESPECIALIDAD, TI
7050532L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHOS STANDARD





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7059532L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHOS STANDARD, TI
7059532 CDHL, MODULO STANDARD, TI
8111115 TAPA INFERIOR MÓDULO IMPLANTE
8111114 TAPA SUPERIOR MÓDULO IMPLANTE
7049471 LEGACY 4.5, BANDEJA IMPLANTE GANCHOS TI
7049472 LEGACY 4.5, BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHOS
7049438 LEGACY 4.5, TAPA MÓDULO GANCHOS, GENÉRICO
7049473T LEGACY 4.5, TAPA MÓDULO GANCHOS, TI
7049473 LEGACY 4.5, MÓDULO GANCHOS, TI
7049425L LEGACY 4.5, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
8110114 LEGACY 4.5 X 10 CROSSLINK, TAPA MÓDULO, GEN.
5484171 DISTRACTION PLIERS 4.75/PINZAS DISTRACCIÓN
5485903 IMPULSOR - 5.5/6.0
5485906 GUÍA P/EXTENSIÓN - 5.5/6.0
5484311 TRANSLATOR ARTICULADO PARA 4.75 IZQUIERDA
7059235ML CDHL 5.5, TAPA MOD. SET CLAVOS, TI
7059238ML CDHL RMAS 5.5, TAPA CLAVOS STANDARD, TI
7059313 CDHL DEGEN MAS, CAJA 1, TI IMPL
7059314 LEGACY 5.5 UAS, CAJA EXTERNA, TI
7059315 CDHL, CAJA CLAVOS IRROMPIBLES, TI
7059317 CDHL MAS 4.0-5.5MM, CAJA EXTERNA, TI
7059318 CDHL MAS 5.5-8.5, CAJA EXTERNA, TI

7059319 CDHL DEF MAS, CAJA, TI
8114545 POSICIONADOR DE IMPLANTE, L4.5
5541172 5.5/6.0 , Gancho de Cuerpo Extendido- Chico
5541173 5.5/ 6.0 , Gancho de Cuerpo Extendido- Mediano
5541174 5.5/ 6.0 , Gancho de Cuerpo Extendido- Grande
5541198 5.5/ 6.0, Gancho Offset - Derecho
8671001 SEXTANT TRIPLE, CAJA EXTERNA
7480280 LEGACY 5.5, DESTORNILLADOR FIJO
7572006 SEXTANT II, TAPA BANDEJA IMPLA.
1858704 CDHL ANTERIOR, BANDEJA P/INSTRUM. 3
1858705 CDHL ANTERIOR, BANDEJA P/INSTRUM. 4
7050233 CDHL SET SCREW/Tornillos de Ajuste MODULE
7059511L TAPA BANDEJA IMPL. TORNILLOS ÓSEOS CORTICAL.
7042203 TAPA IMPLANTE, TOTALMENTE ROSCADA, TI
7042202 BANDEJA IMPLANTE, TOTALMENTE ROSCADA, TI
7040110 LEGACY 4.5, DERROTADOR APICAL, CAJA EXTERNA
7049451 LEGACY 4.5 FAS IMPLANT TRAY (1 OF 2), TI/BANDEJA IMPL.
7049452 LEGACY 4.5 FAS IMPLANT TRAY (2 OF 2), TI/BANDEJA IMPL.
7049453 LEGACY 4.5 FAS INSTRUMENT TRAY/BANDEJA INSTRUM.
7049420L LEGACY 4.5 IMPLANT TRAY LID/TAPA BANDEJA
7049420 LEGACY 4.5 MAS IMPLANT TRAY (1 OF 2), TI/BANDEJA IMPLANTE
7049421 LEGACY 4.5 MAS IMPLANT TRAY (2 OF 2), TI/BANDEJA IMPLANTE
7049422 LEGACY 4.5 MAS INSTRUMENT TRAY/BANDEJA INSTRUMENTAL





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

70593 51L LEGACY 5.5 UAS, TAPA IMPLANTE, TI
7022204 LEGACY ILIAC, BANDEJA INSTRUMENTAL
7042206 LEGACY ILIAC, TAPA TORNILLOS DE AJUSTE, TI
7022205 LEGACY ILIAC, MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE
7023130 LEGACY ILIAC, MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE
704313 5L LEGACY ILIAC, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE, TI
105-109 TAPA, FULL MODULAR, GENÉRICA
125-128 TAPA, LP CROSSLINK MÓDULO
115-130 MODULE, 5.5MM LP CROSSLINK TI
7050031 MAS, SONDA ROSCADA
7059328L CDHL MAS 4.0-5.5, TAPA BANDEJA, TI
5484335 4.75 RMAS Tab Breaker (sic)
5484332 4.75MM CUPLA ANTAGÓNICA EN ARO
7485249 5.5 TAB BREAKER (sic)
5584171 5.5/6.0 Distractor
5585335 5.5/6.0 RMAS TAB BREAKER
9569646 BAYON, SONDA ESFÉRICA,
9569644 BAYON, SONDA ESFÉRICA,
9569645 BAYON, SONDA ESFÉRICA,
9569643 BAYON, SONDA ESFÉRICA,
9569641 BAYON, SONDA ESFÉRICA,
9569642 BAYON, SONDA ESFÉRICA,

9569656 BAYON, DISECTOR, IZQUIERDA
9569654 BAYON, DISECTOR, DERECHA
9569655 BAYON, DISECTOR, RECTO
9569653 BAYON, GANCHO P/NERVIO, IZQUIERDA
9569651 BAYON, GANCHO P/NERVIO, DERECHA
9569652 BAYON, GANCHO P/NERVIO, RECTO
9569647 BAYONETA PENFIELD #2, PUSH/PULL
9569649 BAYONETA PENFIELD #4, PUSH/PULL
9569639 BAYONETA PENFIELD #7, PUSH/PULL
9569640 SONDA WOODSON EN FORMA DE BAYONETA
5584165 COMPRESSOR PLIER 5.5/6.0/PINZAS COMPRESIÓN
5484309 COMPRESSOR PLIERS 4.75/PINZAS COMPRESIÓN
8572033 MACHO SÓLIDO 5.0MM IGS - BANDA ERDE CLARO
8670087 MACHO AUTO-PERFORANTE 5.5-6.5
8670055 MACHO SEXTANT 5.5MM DIA
8572044 MACHO CANULADO 5.5MM IGS - BANDA VERDE
8572034 MACHO SÓLIDO 5.5MM - BANDA VERDE
836-015 MACHO 5.5MM
8572010 MACHO CANULADO 6.0MM, FENESTRADO
8572045 MACHO CANULADO 6.0MM IGS - BANDA GRIS
8572035 MACHO SÓLIDO 6.0MM IGS - BANDA GRIS
8670065 MACHO SEXTANT 6.5MM DIA
8572046 MACHO CANULADO 6.5MM IGS - BANDA AZUL





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

836-016 MACHO 6.5MM
8670075 MACHO SEXTANT 7.5MM DIA
836-018 MACHO 7.5MM
7480885 MACHO 8.5MM
70505 24L CDHL HOOK IMPL TRAY LID/TAPA BANDEJA
7059329L CDHL MAS 5.5-8.5 TRAY LID, TI/TAPA BANDEJA
7195535 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
6905787 COMPRESOR
8572001 DIFUSOR CURVO PARA VARILLA 4,5MM
808-555 DANEK POWER GRIP (sic) CON LIBRACIÓN
7480391 PORTA IMPLANTE DERROTADOR, 5.5
7480395 DERROTADOR INTERLINK
803-291 HOLT, SONDA REDONDA
9560787 COMPRESOR MECÁNICO
7570090 ASA REMOVIBLE BREAK OFF
9560747 PORTA VARILLA, 5.5MM
858-989 REDUCTOR DE VARILLA, M8
8680926 T25 Split Driver (sic)
8680059 M8 IGS MAS, IMPULSOR
7350265 FLEXOR CORONAL IZQUIERDO, VARILLA 3.5MM
85603SUJETA VARILLA
820-555 PORTA PLACA/VARILLA 3/16"

7484175 SUJETA VARILLA 4.5
5484333 BASCULADOR EXTENDIDO 4.75 RMAS
5585336 BASCULADOR EXTENDIDO 5.5/6.0 RMAS
7486211 PORTA IMPLANTE LATERAL 6.35
7486216 PORTA IMPLANTE RECTO 6.35
9569627 CURETA EN BAYONETA, 1.8MM, ANG
9569631 CURETA EN BAYONETA, 1.8MM, REV
9569623 CURETA EN BAYONETA, 1.8MM, STR
9569625 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, ANG
9569629 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, REV
9569621 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, STR
9569624 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, ANG
9569628 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, REV
9569620 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, STR
7484265 FLEXOR, CORONAL IZQUIERDO, VARILLAS 4.5MM
7484270 FLEXOR CORONAL DERECHO, VARILLAS 4.5MM
84777H EMPUJA GANCHOS CAUTIVO PARA 6.35
C6201 CCD, EMPUJA VARILLA
94632 PINZAS COMPRESIÓN, DOS POSICIONES
5584265 FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDO 5.5/6.0
5584270 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHO 5.5/6.0
7480270 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHO
7350211 PORTA GANCHO CURVO


↓




Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

89690E PORTA IMPLANTE CURVO
94633DIFUSOR CURVO CON EJE 30 GRADOS
7480171 DISTRACTOR
8150500 BASCULADOR EXTENDIDO
84675H ASA PLANA PARA DESTORNILLADOR
C6207 EJE FLEXIBLE EN CCD CURVO
7350142 FORCEP ROCKER (sic)
7480162 FLEXOR FRENCH CON ASA SILICONA
7545540 TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
7642630 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642635 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642640 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642645 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642655 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643625 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643630 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643635 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643640 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643645 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643650 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643655 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643660 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,

7643725 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643730 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
75457545 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457550 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457555 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75454530 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
7195525 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195530 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
86946540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74446545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86944540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
8581285 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581286 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
7045855 TORNILLO E AJUSTE, BREAK-OFF 1/4-32, TI
7041650 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
7041660 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
7041670 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
7041760 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
7041770 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
7041780 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
7041870 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
7041880 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
7041890 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7042650 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
7042660 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
7042670 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
7042760 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
7042770 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
7042780 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
7042870 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
70428 80 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
7042890 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
7041310 CLS LAT CON, 10MM, TI,
7041320 CLS LAT CON, 20MM. TI,
7041330 CLS LAT CON, 30MM. TI,
869-021 VARILLA DIAM 5.5MM, REVESTIDA EN TI
7041410 CLS LAT CON, 10MM, TI
7041420 CLS LAT CON, 20MM. TI
7041430 CLS LAT CON, 30MM. TI
869-022 CP4, VARILLA - 5.5MM, REVESTIDA,
7040650 TORNILLO ILLIACO, TI,
7040660 TORNILLO ILLIACO, TI,
7050020 CDHL, CAJA INSTRUM. 2
7059318 CDHL MAS 5.5-8.5MM, CAJA EXTERNA, TI
7050316 CDHL INSTRUM. ACCESO MÍNIM.

7050011L CDHL TAPA CAJA INSTRUM. ACCESO MINIM.
7059315 CDHL, CAJA TORNILLOS NON BREAKOFF, TI
7059500 CAJA EXTERNA TORNILLOS ÓSEOS CORTICALES
7059501L TAPA CAJA EXTERNA TORNILLOS ÓSEOS CORTICALES
7050314 DEGEN, CAJA INSTRUMENT. EXTERNA
7039533L TAPA MÓDULO GANCHOS, TI
7039533 MÓDULO GANCHOS, TI
7039510L TAPA BANDEJA IMPLANTE, TI
7039520 BANDEJA IMPLANTE, TI
7030521 BANDEJA INSTRUMENTAL #1
7030522 BANDEJA INSTRUMENTAL #2
7030523 BANDEJA INSTRUMENTAL #3
7030010L LEGACY 3.5, TAPA CAJA EXTERNA
7039510 LEGACY 3.5, CAJA EXTERNA, TI
7049450 LEGACY 4.5 FAS, CAJA EXTERNA, TI
7049470 LEGACY 4.5, CAJA EXTERNA GANCHOS, TI
7049490 LEGACY 4.5, CAJA EXTERNA INSTRUM. (1 DE 2)
75444545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86944545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86944550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445020 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

76445020 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86945020 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
7643750 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643755 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643760 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643765 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
54840006570 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006580 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
5442160 4.75 MULTI-SPAN X10 CROSSLINK, 60/86MM,
7574008L CDH LNGITUDE, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
7574007 CDH LNGITUDE, BANEJA VARILLAS RECTAS
7050110 CDHL 5.5 APIC. CAJA INSTRUM. DERROTADOR
7059410 CDHL 5.5 FAS, CAJA EXTRA, TI
7050010 CDHL 5.5, CAJA SET INSTRUM. 1
7050135L CDHL 5.5, TAPA MANIPULAC. COLUMNA VERTEBRAL
7069317 CDHL 6.35 4.0-5.5, EXTERNO, TI
7069318 CDHL 6.35 5.5-8.5, EXTERNO, TI
7069319 CDHL 6.35 DEFORM, EXTERNO, TI
7069421 CDHL 6.35 FAS, BANDEJA IMPL. 1, TI

7069422 CDHL 6.35 FAS, BANDEJA IMPL. 2, TI
7060423 CDHL 6.35 FAS, BANDEJA INSTRUM.
7069411 CDHL 6.35 FAS, EXTERNO, TI
7069511 CDHL 6.35, GANCHO EXTERNO, TI
7060010 CDHL 6.35, INSTRUM. EXTERNO, 1
7060020 CDHL 6.35, INSTRUM. EXTERNO, 2
7060327 CDHL 6.35, BANDEJA IMPL. NONBREAK
7069315 CDHL 6.35, EXTERNO NONBREAK, TI
7060010L CDHL 6.35, TAPA CAJA EXTERNA
7060234 CDHL 6.35, MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
7069234ML CDHL 6.35, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE, TI
1858706 CDHL ANTERIOR, CAJA EXTERNA IMPL.
1858713 CDHL ANTERIOR, CAJA 1 EXTERNA INSTRUM.
1858703 CDHL ANTERIOR, CAJA 2 EXTERNA INSTRUM.
1858714 CDHL ANTERIOR, CAJA 3 EXTERNA INSTRUM.
7059319 CDHL DEF MAS CAJA, TI
7059313 CDHL DEGEN MAS CAJA 1, IMPL. TI
7059511 CDHL, CAJA GANCHOS, TI
74444025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT.*

76444030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444035 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444035 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444035 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444045 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444045 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444050 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
7043120 LEGACY ILIAC, TI, CMAS, BANDEJA INSTRUM.
7059620 LEGACY RMAS 5.5, BANDEJA INSTRUM., TI
7050620 LEGACY RMAS 5.5, BANDEJA INSTRUM.
8111113 X-10 CROSSLINK, BANDEJA INSTRUMENTAL
9569529 BANDEJA DILATADOR, RÍGIDA
9569712 BANDEJA BRAZO FLEX./DILATADORES,
7050238 LEGACY RMAS 5.5, TORNILLOS AJUSTE, MÓDULO
9569532 METRX , BANDEJA BRAZO FLEXIBLE, RÍGIDA
9560693 METRX, CARRETE BIPOLAR RECTO
8390304 CANN LEGACY 5.5MM, CAJA EXTERNA
8390305 CANN LEGACY 5.5MM, TAPA EXTERNA
7574010 CDH LNGITUDE FAS, BANDEJA IMPL.

55840009550 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55840009555 5.5/6.0 MAS, TORNILLO,
55890004525 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
55890004530 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO,
9563164 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563165 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
5484520 TEMPLATE VARILLA 20CM
17548548 BANDEJA IMPLANTE MAS 4.5/5.5/6.5, SS
185.045 CAJA M8, PLATAFORMA BANDEJA GANCHO
185.049 SET BANDEJA IMPLANTE CLAVÓS M8 MAS
5484845 MACHO CANULADO 4.5MM
8350422 MACHO 4.5MM
8350423 MACHO 5.0MM
5484887 MACHO CANULADO AUTO-PERFORANTE 5.5-6.5MM
5484855 MACHO CANULADO 5.5MM
8350424 MACHO 5.5MM
8350425 MACHO 6.0MM
5484865 MACHO CANULADO 6.5MM
8350426 MACHO 6.5MM
5484875 MACHO CANULADO 7.5MM
8350428 MACHO 7.5MM
8350430 MACHO 8.5MM
8350432 MACHO 9.5MM





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7578195 SEXTANT 2 PARA COMPRESOR M8
7480910 DESTORNILLADOR ILIO-SACRO 10 GRAODS
8572030 MACHO SÓLIDO 3.75mm IGS - BANDA NEGRA
8683750 MACHO SÓLIDO 3.75MM
808-587 LLAVE ROTACIÓN VARILLA HEXAG. 3/16"
8674000 MACHO CANULADO 4.0MM
8572031 MACHO SÓLIDO 4.0MM IGS - BANDA GRIS
8684000 MACHO SÓLIDO 4.0MM
8684500 MACHO 4.5
8572008 MACHO CANULADO 4.5MM, FENESTRADO
8572042 MACHO CANULADO 4.5MM IGS - BANDA MAGENTA
8670085 MACHO AUTO-PERFORANTE 4.5MM-5.5MM
8685000 MACHO 5.0
8572009 MACHO CANULADO 5.0MM - FENESTRADO
8572043 MACHO CANULADO 5.0MM - BANDA VERDE CLARO
5541104 5.5/6.0 , Gancho para Pedículo- Grande
5541112 5.5/ 6.0 , Gancho de Hoja Ancha- Chico
5541113 5.5/ 6.0 , Gancho de Hoja Ancha- Mediano
5541114 5.5/ 6,0 , Gancho de Hoja Ancha- Grande
5541122 5.5/ 6.0 , Gancho de Hoja Angosta- Chico
5541123 5.5/ 6.0 , Gancho de Hoja Angosta- Mediano
5541124 5.5/ 6.0 , Gancho de Hoja Angosta- Grande

5541133 5.5/ 6.0 , Gancho Rampante/Curvó, Hoja Ancha - Mediano
5541142 5.5/ 6.0 , Gancho Rampante/Curvo, Hoja Angosta - Chico
5541143 5.5/ 6.0 , Gancho Rampante/Curvo, Hoja Angosta - Mediano
185-076 BASE, ESTILO TRIPLE FILTRO
185-080 TAPA, BASE FILTRO
185-084 MÓDULO, COMPONENT (sic)
1858543 CROSSLINK, BANDEJA
1858543L CROSSLINK, TAPA BANDEJA
1858544 CROSSLINK, INSERTO BANDEJA
1858642 BANDEJA KIT PREPARACIÓN PEDÍCULO
1858701 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 1 - INSTRUMENT.
1858702 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 2 - INSTRUMENT.
1858703 CDHL ANTERIOR, CAJA INST. EXTERIOR 2
1858704 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 3 - INSTRUMENT.
1858705 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 4 - INSTRUMENT.
1858706 CDHL ANTERIOR, CAJA EXTERNA IMPLANTE
1858707 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 2 - IMPLANTE
1858707L CDHL ANTERIOR, TAPA BANDEJA IMPLANT
1858708 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 1 - IMPLANTE
1858709 CDHL ANTERIOR, SET MÓDULO CLAVOS
1858709L CDHL ANTERIOR, TAPA P/SET MÓDULO CLAVOS
1858710 CDHL ANTERIOR CROSSLINK, MÓDULO
1858710L CDHL ANTERIOR CROSSLINK, TAPA MÓDULO

A handwritten mark consisting of a vertical line with a downward-pointing arrowhead, followed by a horizontal line that curves upwards at the right end, resembling a stylized signature or a specific symbol.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

1858712 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 5 - INST.
8110511 INLINE XI0 CROSSLINK HOLDER/PORTA X 10 CROSSLINK
7480255 INSITU, FLEXOR, IZQUIERDO
7480260 INSITU, FLEXOR, DERECHO
7484109 LEGACY 4.5 MAS, DERROTADOR CORTO
170-148 MÓDULO, CLAVOS 4.5MM, TI
17548547 BANDEJA IMPLANTE MAS 5.0-6.0, SS
7350621 ELEVADOR, TRANS. REDUCIDO, PROC.
7350626 BUSCADOR, PEDÍCULO REDUCIDO
7350631 ELEVADOR, LAMINAR REDUCIDO
7352030 MACHO 3.5MM
7352032 MACHO 4.SMM
7480100 CALIBRADOR/SONDA PUNTA DUAL
7480104 LEZNA REDONDA, ASA IN-LINE
7480109 LEGACY, IMPULSOR CORTO MAS 5.5
7480110 SONDA LUMBAR
7480112 SONDA TORÁCICA
7480113 LEGACY, IMPULSOR 5.5 MAS
7480114 DESTORNILLADOR HEXAGONAL AHUSADO
7480122 SET DISPARADOR CLAVOS
7480126 INSERSOR DE VARILLA
7480130 IMPULSOR, PROVISORIO

7480131 IMPULSOR PROVISORIO, CORTO
7480134 REDUCTOR DE VARILLA CORTO, VARILLA 5,5
7480136 REDUCTOR DE VARILLA LARGO, VARILLA 5.5MM
7480142 LEGACY, 5.5 OSCILADOR
7480144 IMPULSOR, ROMPIBLE, HEXAGONAL, 6.35MM
7480147 IMPULSOR , QUICK CONNECT, T27
7480150 LLAVE DE CARRACA CERRADA
7480154 T27 CON OBTURADOR
7480156 DISPARADOR DE TAPONES T27 IRROMPIBLE
7480162 FLEXOR FRANCÉS CON ASAS DE SILICONA
7480165 COMPRESOR PARALELO, PEQUEÑO
7480166 COMPRESOR PARALELO, GRANDE
7480171 DISTRACTOR
7480172 5.5MM TL1F/PLIF, DISTRACTOR
7480175 SUJETA VARILLA
7480205 DESTORNILLADOR DOBLE PROPÓSITO
7480211 PORTA IMPLANTE TRAD LATERAL
7480216 PORTA IMPLANTE TRAD RECTO
7480221 ELEVADOR LAMINAR ANGOSTO
7480222 ELEVADOR TRANSVERSAL DE PROCESO
7480225 BUSCA PEDÍCULO
7480230 IMPULSOR DE GANCHO DOBLE PROPÓSITO
7480231 IMPULSOR DE GANCHO PARA PORTA IMPLANTE





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7480235 IMPULSOR DE VARILLA
7480240 TRANSLADOR LATERAL
7480245 PORTA TRANSLADOR LATERAL
7480255 FLEXOR IN-SITU IZQUIERDO
7480260 FLEXOR IN-SITU DERECHO
7480265 FLEXOR DE PLANO CORONAL - IZQUIERDO
7480270 FLEXOR DE PLANO CORONAL - DERECHO
7480280 LEGACY, 5.5 DESTORNILLADOR FIJO
7480282 LEGACY, 5.5 DESTORNILLADOR FIJO CON GUÍA IMAGEN
7480285 LLAVE ROTACIÓN VARILLA
7480290 LEGACY, 5.5 DEROTADOR APICAL
7480391 PORTA IMPLANTE DEROTADOR , 5.5
7480392 PUENTE DEROTADOR -S
7480393 PUENTE DEROTADOR -M
7480394 PUENTE DEROTADOR - L
7480395 INTERLINK DEROTADOR
7480396 ASA PUENTE DEROTADOR
7480397 ASA INLINE DEROTADOR
7480398 TUERCA PUENTE DEROTADOR
7484109 LEGACY, IMPULSOR CORTO MAS 4.5
5484310 TRANSLATOR ARTICULADO PARA 4.75 DERECHA
5584173 TRANSLATOR ARTICULADO PARA 5.5/6.0 IZQUIERDA

5584172 TRANSLATOR ARTICULADO PARA 5.5/6.0 DERECHA
5584255 IN-SITU, FLEXOR - IZQUIERDA 5.5/6.0
5584260 IN-SITU FLEXOR - DERECHA 5.5/6.0
6481010 INSTRUMENT 6481010, POSICIONADOR DE TORNILLOS
9569688 MICROBAYONETED GANCHO P/NERVIO, IZQUIERDA
7643735 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643740 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643745 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
54410006535 FAS 6.5 X 35 TI (sic)
54410006540 FAS 6.5 X 40 TI (sic)
54410006545 FAS 6.5 X 45 TI (sic)
54410006550 FAS 6.5 X 50 TI (sic)
8572004 PINZAS COMPRESIÓN PARA VARILLAS 4.5MM
54410007540 FAS 7.5 X 40 TI (sic)
811-303 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
811-304 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
811-305 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
811-306 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
811-307 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
811-308 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
811-300 5.5MM, INTERLOK, VARILLA PERFIL BAJO
811 -400 LOW PROFILE CROSSLINK, OFFSET
811 -401 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

811 -403 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
811 -404 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
811 -405 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
811-406 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
811-407 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
811-408 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
DYNA-LOK®, SISTEMA ESPINAL (1), (2),(3), (4)
843-160 DYNA-LOK, TUERCA, TI
DYNALOK PLUS™, SISTEMA ESPINAL (1), (2),(3), (4)
8430005 7.5MM, TUERCA NON-BREAKOFF
GDLH®, SISTEMA ESPINAL POSERIOR (1), (2),(3), (4)
845-011 5.5MM, VARILLA PUNTA HEXAGONAL
845-011L 5.5MM, SS, VARILLA PUNTA HEXAG. REVESTIDA
8550011L 5.5MM, VARILLA PUNTA HEXAGON. REVESTIDA, TI
855-011 5.5MM, VARILLA PUNTA HEXAGONAL
LIBERTY®, SISTEMA ESPINAL POSTERIOR (1), (2),(3), (4)
8581260 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581265 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
75447550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,

76447555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75455035 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455040 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455525 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455530 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455535 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455540 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455545 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455550 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456525 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456530 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456535 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456540 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456545 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456550 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456555 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457525 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

75457530 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457535 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457540 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
7574010L CDH LNGITUDE FAS, TAPA BANDEJA IMPL.
7574006 CDH LNGITUDE, BANDEJA IMPL.
7574006L CDH LNGITUDE, TAPA BANDEJA IMPL.
7050420L CDH LEGACY 5.5, TAPA BANDEJA INSTRUM - TLIF DISTR.
7050420 CDH LGCY 5.5 INSTR TRAY- TLIF DISTR/BANDEJA INSTRUM.
7484236 IMPULSOR DE VARILLA, 4.5, FORMA C
7543540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543555 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542625 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542630 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542635 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542640 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542645 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7 542650 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542655 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543625 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543630 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,

7543635 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543640 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543645 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543650 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543655 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543660 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543730 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7573435 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573440 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573535 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573540 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573545 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573550 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573640 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573645 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573650 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573655 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573740 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573745 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7573750 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7571070 VARILLA RECTA, 5.5 MM
7570023 IMPULSOR DE CLAVO ÓSEO C/RETENCIÓN
7570031 TROCAR DE VARILLA





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7570088 T-27 IMPULSOR P/REMOCIÓN
7570090 ASA REMOVIBLE BREAK OFF
7570800 ESTIMADOR PUÑO DE ENTRADA DE VARILLA
7570801 LLAVE DE CARRACA
7570802 TREFINA P/SUCCIÓN
7570907 IMPULSOR FAS
7570909 SEXTANT II, IMPULSOR CLAVO ÓSEO P/REDUCCIÓN
7570922 SEXTANT II, IMPULSOR PUNTA ESFÉRCA P/REDUCCIÓN
7570923 SEXTANT II, IMPULSOR DE RETENCIÓN P/REDUCCIÓN
7570930 LONGITUDE, RACK COMPRESOR/ DISTRACTOR
7570932 BRAZO POSICIONADOR COMPRESOR/DISTRACTOR
7570988 SEXTANT II, REMOCIÓN T27 P/ REDUCCIÓN
7575306 GUÍA P/AGUJA
7575307 RADIOLUCENT, GRAPA
7575311 TEMPLATE VARILLA TEMPORARIAS
7575312 INDICADOR TEMPLATE VARILLA
7576309 IMPULSOR DE TUERCA P/REDUCCIÓN
7576310 Q/C SEXTANT II, IMPULSOR TUERCA REDUCCIÓN
7576311 TEMPLATE VARILLA REDUCCIÓN TEMPORARIA
7576312 SEXTANT II, INDIADOR TEMPLATE VARILLA REDUCCIÓN
7578000 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD P/SONDA
7578001 CORREDERA SONDA PROFUNDIAD

7578095 COMPRESOR RETENCIÓN SET CLAVOS MODULARES
7578200 VERIFICADOR DE VARILLA
7579000 QC, ASA T P7TRINQUETE
7650091 IMPULSOR RETENCIÓN SET CLAVOS
8200112 GANCHO DE HOJA ANCHA PEQUEÑO 7-8, PROBADOR
8684000 MACHO SÓLIDO, 4.0MM
8691005 IMPACTOR DE GRAPAS
86945565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
185-004 MÓDULO, INSTR. CIERRE TAPÓN, BR
811 -402 1 /4", CROSSLINK PERFIL BAJO
811-301 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
811-302 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
8390310 MAST QUAD/MAST LGCY OUTR (NEW)/EXTERNA NUEVA
9569530 CAJA EXTERNA, BRAZO FLEXIBLE
1854105 CDHS 4.75 Degen, BANDEJA INSTRUM. 1
1854104 CDHS 4.75 Degen, BANDEJA INSTRUM. 2
8572032 4.5mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA MAGENTA
8114505 4.75 CROSSLINK, HIERRO P/FLEXIÓN
7486255 6.35 INSITU FLEXOR IZQUIERDO
5484898 TREFINA DE SUCCIÓN
7480702 MAS, IMPULSOR REMOCIÓN FENESTRADO





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

| | |
|---------|---|
| 7480523 | FNS, IMPULSOR CON ADAPTADOR |
| 7870136 | VALIJA TORNILLOS COBERTURA H.A. |
| 9560713 | METRX II, VALIJA DESCARTABLES |
| 836-014 | 4.5MM DIA. MACHO SÓLIDO |
| 5480045 | 4.5mm, MACHO LEAD DUAL |
| 5480050 | 5.0mm, MACHO LEAD DUAL |
| 5480055 | 5.5mm, MACHO LEAD DUAL |
| 955-519 | CABLE GUÍA MED, .062" |
| 8670001 | SEXTANT, CABLE GUÍA, ROMO |
| 8670002 | SEXTANT, CABLE GUÍA, AGUZADO |
| 7350162 | FLEXOR DE VARILLA, PARA VARILLA 3.5MM |
| 170-025 | CASE M8 4.5 5.0MM, MÓDULO TORNILLOS TI |
| 185-045 | CASE M8, PLATAFORMA BANDEJA GANCHOS |
| 170-128 | MODULE, TAPON TI |
| 170.126 | 170.126, BANDEJA TORNILLOS |
| 170-225 | 6.5/7.5mm, MÓDULO TORNILLOS, TI |
| 170-125 | CASE M8 5.5MM, MÓDULO TORNILLOS, TI |
| 185-046 | CASE M8, PLATAFORMA BANDEJA TORNILLOS |
| 7068562 | CDH Solera 4.75 VCM, BANDEJA INSTRUMENTAL |
| 7069034 | CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 3, BANDEJA INFERIOR |
| 7040670 | TORNILLO ILLIACO, TI, |
| 7040760 | TORNILLO ILLIACO, TI, |

7040770 TORNILLO ILLIACO, TI,
7040780 TORNILLO ILLIACO, TI,
7040870 TORNILLO ILLIACO, TI,
7040880 TORNILLO ILLIACO, TI,
7040890 TORNILLO ILLIACO, TI,
7049855 TORNILLO DE FIJACIÓN, HEXAGON., BREAK-OFF, TI, 1/4-32
8113513 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
8113517 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
8113521 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
8113525 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
8113529 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
8113533 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
8113537 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
70468590 CLOSED MAS/MAS CERRADO,
55811004555 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.22
55811004560 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.23
55811004565 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.24
55811004570 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.25
55811004575 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.26
55811004580 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.27
55811005015 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.28
55811005020 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.29
55811005025 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.30






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

55811005030 SÁS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.31
55811005035 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.32
7485250 IMPULSOR CORTO DRIVER RMAS L5.5
7484222 ELEVATOR, TRANS. REDUCIDO, PROCESO
7542550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
8572007 PORTA IMPLANTE OFFSET
8572008 MACHO CANULADO, FENESTRADO, 4.5 MM
5485901 EXTENSOR CERRADO - 5.5/6.0
86945030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74445035 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75445035 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,

75446565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946570 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946575 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
54840006030 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006035 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

54840006040 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006045 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006050 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006055 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006060 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006520 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006525 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840017545 CNMAS 7.5 X 45 CC
5442130 CROSSLINK 5442130, 4.75 TI,
5442132 CROSSLINK 5442132, 4.75 TI,
54410004525 FAS 4.5 X 25, TI (sic)
54410004530 FAS 4.5 X 30, TI (sic)
54410004535 FAS 4.5 X 35, TI (sic)
54410004540 FAS 4.5 X 40, TI (sic)
54410004545 FAS 4.5 X 45, TI (sic)
54410005025 FAS 5.0X 25, TI (sic)
54410005030 FAS 5.0 X 30, TI (sic)
54410005035 FAS 5.0 X 35, TI (sic)
54410005040 FAS 5.0 X 40, TI (sic)
54410005045 FAS 5.0 X 45, TI (sic)
54410005520 FAS 5.5 X 20 TI (sic)
54410005525 FAS 5.5 X 25 TI (sic)

54410005530 FAS 5.5 X 30 TI (sic)
54410005535 FAS 5.5 X 35 TI (sic)
54410005540 FAS 5.5 X 40 TI (sic)
54410005545 FAS 5.5 X 45 TI (sic)
9569694 CAJA EXTERNA, TAPA
9569790 METRX II INSTRUMENTS, CAJA EXTERNA
7042201 TAPA EXTERNA, TOALMENTE ROSCADA, TI
7030235 SET SCREW/Tornillos de Ajuste CADDY
74446540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
1850077 CAJA EXTERNA GENÉRICA DOBLE, CAJA 1850077
1850079 TAPA GENÉRICA EXTERNA, TAPA 1850079
185-008 MÓDULO, REDUCTOR PORTA IMPLANTE
185-012 MÓDULO, REDUCTOR DE VARILLA
185-016 MÓDULO, GANCHO PRED-PEDI
185-020 MÓDULO, SOSTÉN COMP/DISTR/VARILLA
185-028 MÓDULO, PREP. CLAVOS
185-044 PLATAFORMA P/BANDEJA
185-048 BANDEJA, TAPA
185-052 BASE, INDIVIDUAL
185-054 BASE, EXTERIOR 2.5" PROF.
185-056 BASE, DOBLE





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

185-060 BASE, TRIPLE
7543735 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543740 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543745 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543750 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543755 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543760 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543765 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7540000 TORNILLOS DE AJUSTE, HEXAGON. TI, BREAK-OFF
8116427 X10 CROSSLINK®,6.35, TI,
8116431 X10 CROSSLINK® 6.35, TI,
8690030 VARILLA PRE-DOBLADA, TI, 5.5X30
7573430 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
7480396 DEROTATOR BRIDGE HANDLE/ASA DERROTADOR PUENTE
7480398 DEROTATOR BRIDGE NUT/TUERCA DRROTADOR PUENTE
7480397 DEROTATOR INLINE HANDLE/ASA INLINE DERROTADOR
7480144 IMPULSOR, BREAK-OFF, 6.35MM HEX
7480130 IMPUOSOR, PROVISORIO
7480205 DESTORNILLADOR DOBLE PROPÓSITO
7484220 ELEVADOR, LAMINAR REDUCIDO
7484221 ELEVADOR, LAMINAR REDUCIDO ANGOSTO
7484222 ELEVADOR, PROCESOS TRANS. REDUCIDO

9569795 INSTRUMENTAL, BANDEJA 2 (ANIDADO)
6478831 CAJA DIST., DR SYS con PLCD (sic)
9560658 QUADRANT, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
9568000 QUADRANT, RETRACTOR
9568008 ENSAMBLE DE RACK MEDIAL/LATERAL
9568010 ANEXO BRAZO FLEXIBLE GIRATORIO
9568011 QUADRANT, ABRIDOR
9568105 HOJA ANCHA 5CM
9568107 HOJA ANCHA 7CM
9568109 HOJA ANCHA 9CM
9568115 HOJA ANGOSTA 5CM
9568117 HOJA ANGOSTA 7CM
9568119 HOJA ANGOSTA 9CM
9568224 MEDIO TUBO IZQUIERDO, 40MM
9568225 MEDIO TUBO IZQUIERDO, 50MM
9568226 MEDIO TUBO IZQUIERDO, 60 M M
7059225 BANDEJA IMPLANTE 1 TI
7059226 BANDEJA IMPLANTE 2 TI
7059227 BANDEJA IMPLANTE 1 TI
7059228 BANDEJA IMPLANTE 2 TI
7059235ML TAPA MÓDULO TORNILLO AJUSTE, TI
7069328 BANDEJA IMPLANTE 1 TI
7069338 BANDEJA IMPLANTE 2 TI

✓





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7069329 BANDEJA IMPLANTE 1 TI
7069339 BANDEJA IMPLANTE 2 TI
7069524 BANDEJA IMPLANTE GANCHO, TI
7060525 BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHOS
7069233ML TAPA CADDY TORNILLOS, TI
Instrumental del sistema: (1), (2), (3), (4)
105-109 TAPA, FULL MODULAR-GENÉRICA
105-891L TAPA, M8 MULTI-AX BASE ROSCADA SS
55811005040 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.33
55811005045 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.34
54840006550 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006555 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006560 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
7480109 LEGACY 5.5 MAS, IMPULSOR CORTO
55410004530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
55410004535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
55410004540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
55410004545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
55410005020 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
55811007515 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007520 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007525 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 55811007530 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007535 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007540 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007545 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007550 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007555 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007560 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007565 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007570 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007575 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007580 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007585 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 55811007590 | SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA, |
| 8670855 | SEXTANT M8, TORNILLO BREAK OFF |
| 8672030 | SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA |
| 8672035 | SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA |
| 8672040 | SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA |
| 8672045 | SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA |
| 8672050 | SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA |
| 8672055 | SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA |
| 8672060 | SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA |
| 8672065 | SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA |
| 7574010L | CDH LNGITUDE FAS, TAPA BANDEJA IMPL. |





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7870136 H.A., VALIJÀ CLAVOS RECUBIERTOS
8081528 CAJA CORTANTE VARILLAS MANUAL
8081530 TAPA - CUTTER DE VARILLAS
8110112 LEGACY 4.5 X10, TAPA CAJA EXTERNA
8110113 LEGACY 4.5X10, BANDEJA INSTRUMENT.
8110114 LEGACY 4.5 X10 CROSSLINK, TAPA MÓDULO, GEN
8111111 X-10 CROSSLINK, BASE EXETERNA
8111112 X-10 CROSSLINK, TAPA BASE EXTERNA
8111113 X-10 CROSSLINK, BANDEJA INSTRUMENT.
8111114 TAPA SUPERIOR MÓDULO IMPLANT.
8111115 TAPA INFERIOR MÓDULO IMPLANT.
8111141 LEGACY, 4.5 X10, CAJA EXTERNA, TI
8111142 LEGACY, 4.5 X10 CROSSLINK, TAPA MÓDULO, TI
9568227 MEDIO TUBO IZQUIERDO, 70MM
9568228 MEDIO TUBO IZQUIERDO, 80MM
9569224 MEDIO TUBO DERECHO, 40MM
9569225 MEDIO TUBO DERECHO, 50MM
9569226 MEDIO TUBO DERECHO, 60MM
9569227 MEDIO TUBO DERECHO, 70MM
9569228 MEDIO TUBO DERECHO, 80MM
8670015 PACK AGUJAS (TRO.TRO)
7570900 ENSAMBLE P/INSERCIÓN VARILLA

7570901 LONGITUDE, ENSAMBLE EXTENSOR REDUCCIÓN
7570905 LONGITUDE, MANGUITO REDUCCIÓN
7575300 INSERSOR DE VARILLA
170-128 MÓDULO, TAPÓN, TI
170-132 MÓDULO, CONECTOR, TI
170-136 MÓDULO, GRAPA/ARANDELA, TI
170-144 MÓDULO, VARILLA, TI
54410005550 FAS 5.5 X 50 TI (sic)
54410006520 FAS 6.5 X 20 TI (sic)
54410006525 FAS 6.5 X 25 TI (sic)
8572017 LLAVE CUPLA ANTAGÓNICA VARILLA 4.5MM
8785000 MACHO CORTICAL SÓLIDO 5MM
7485248 CUPLA ANTAGÓNICA CIRCULAR 5.5MM
7570021 DESTORNILLADOR ÓSERO
54410006555 FAS 6.5 X 55 TI (sic)
54410007535 FAS 7.5 X 35 TI (sic)
7195540 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195545 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195550 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
5443120 4.75/6.35, TI MS CLSD, ILÍACO, 20MM
5443110 4.75/6.35, TI MS CLSD, ILÍACO, 10MM
5443130 4.75/6.35, TI MS CLSD, ILÍACO, 30MM
5443160 4.75/6.35, TI MS CLSD, ILÍACO, 60MM





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

1475000500VARILLA CHROMALOY, 4.75mm, L = 500MM

5442141 4.75 MULTI-SPAN X10 CROSSLINK

5442147 4.75 MULTI-SPAN X10 CROSSLINK

54840005020 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005025 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005030 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005035 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005040 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005045 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005050 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005055 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005520 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005525 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005530 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005535 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005540 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005545 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005550 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005555 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840005560 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840006020 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

54840006025 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

8581266 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581267 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581268 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581269 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581270 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581275 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581276 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581278 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581279 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
8581280 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
7049493 LEGACY 4.5, CAJA EXTERNA INSTRUM. (2 DE 2)
7049400 LEGACY 4.5 MAS, CAJA EXTERNA, TI
7049400L LEGACY 4.5, TAPA CAJA EXTERNA
8110112 LEGACY 4.5 X 10, TAPA CAJA EXTERNA
8111141 LEGACY 4.5 X 10, CAJA EXTERNA, TI
7059314 LEGACY 5.5 UAS, CAJA EXTERNA, TI
7023125L LEGACY ILIAC CMAS, TAPA BANDEJA IMPL.
7022200 LEGACY ILIAC, BASE EXTERNA
7043100 LEGACY ILIAC, TI, CMAS, CS. EXTERNA
7023110L LEGACY ILIAC,CMAS, TAPA EXTERNA
7059620L LEGACY RMAS 5.5, TAPA IMPLAN. TI
7059610 LEGACY RMAS 5.5, CAJA EXTERNA, TI
2800001L M8 DEGEN MAS, TAPA BANDEJA IMPL.





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

2880002 M8 DEGEN, CAJA EXTERNA INSTRUM.
2880001L M8, TAPA CAJA EXTERNA
7030510 CAJA EXTERNA, INSTRUMENTAL, TRIPLE
7484220 ELEVATOR, LAMINAR REDUCIDO
7484221 ELEVATOR, LAMINAR REDUCIDO ANGOSTO
8200120 GANCHO DE HOJA ANGOSTA 5-9.5, PROBADOR
803-900 DESTORNILLADOR CABEZA HEXAGONAL R1 VER 3900-10
808-529 CORTA VARILLA DE MESA, ASA REMOVIBLE
8572006 OSCILADOR, VARILLAS 4.5mm
1556000500 CHROMALOY(+) VARILLA, 5.5 X 500MM
75446545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
7195555 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195560 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195565 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195570 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195575 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196525 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196530 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196535 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196540 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,

7196545 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196550 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196555 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196560 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196565 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196570 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196575 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197525 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197530 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197535 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197540 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197545 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197550 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197555 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197560 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197565 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197570 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7069030 CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 3, BANDEJA SUPERIOR
170-129 BANDEJA IMPLANTE GANCHO Y TORNILLO
170-.133 BANDEJA IMPLANTE GANCHO Y TORNILLO
1700026 M8 MAS 4.5/5.0, MÓDULOIMPL. TI
1700126 M8 MAS 5.5, MÓD. IMPL. TI
8682907 M8, MANGUITO REDUCTOR VARILLA 7MM

↓




*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

8670040 SEXTANT, IMPULSOR TAPONES P/COMBINACIÓN
8671002 SEXTANT, BANDEJA INSTRUMENTAL INFERIOR
7049496 CDH LEGACY 4.5 G4, BANDEJA INSTRUMENTAL 2
8692012 M8, TAPA MÓDULO VARILLA PRE-DOBLADA
185.047 M8, SONDA ROSCADA
165.126 MAS 5.5, MÓDULO TORNILLOS, SS
9563215 MidLine, BANDEJA INSTRUM- ACCESO (Core)
165.101 BANDEJA IMPL. GANCHOS PEDIÁTRICO, SS
170.143 MÓDULO VARILLAS, TI
165.111 BANDEJA IMPLANTE GANCHOS STANDARD, SS
9569791 BANDEJA INSTRUMENTAL 1
9569792 BANDEJA INSTRUMENTAL 2
9569795 BANDEJA INSTRUMENTAL 2 (POSICIONADO)
9569793 BANDEJA INSTRUMENTAL 3
9569794 BANDEJA INSTRUMENTAL 4
9568013 MAST QUADRANT, BANDEJA
9563250 MidLine, BANDEJA INSTRUMENTAL (Gen2)
7029930 TORNILLO ILÍACO P/PRUEBA 0 GRADO
7029931 TORNILLO ILÍACO P/PRUEBA 10 GRADOS
7029932 TORNILLO ILÍACO P/PRUEBA 20 GRADOS
5485904 5.5/6.0, REDUCTOR LATERAL VARILLA
5484307 4.75 MM, ENSAMBLE REDUCTOR VARILLA - G5

75448550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
55410004525 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
7486280 LEGACY 6.35, IMPULSOR FIJO
7484255 FLEXOR, IZQUIERDO, INSITU, VARILLAS 4.5MM
7484260 FLEXOR, DERECHO, INSITU, VARILLAS 4.5MM
7484265 FLEXOR, CORONAL IZQUIERDO, VARILLAS 4.5MM
7484270 FLEXOR, CORONAL DERECHO, VARILLAS 4.5MM
7484282 LEGACY, IMPULSOR FIJO CON GUÍA DE IMÁGENES 4.5
7484285 LLAVE ROTACIÓN DE VARILLA, VARILLAS 4.5MM
7484290 DEROTADOR APICAL 4.5
7485207 LEGACY 5.5, MANGUITO EXT. 7MM
7485214 LEGACY 5.5, MANGUITO EXT. 14MM
7485248 LLAVE DE CARRACA CIRCULAR 5.5MM
7485249 INTERRUPTOR TAB 5.5
7485250 IMPULSOR CORTO RMAS L5.5
7486109 LEGACY, IMPULSOR CORTO 635 MAS
7486126 INSERSOR DE VARILLAS 6.35
7486134 REDUCTOR DE VARILLA, 6.35, CORTO
7486142 LEGACY, 6.35 OSCILADOR





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7486150 6.35, LLAVE DE CARRACA CERRADA
7486172 6.35MM TL1F/PLIF DISTRACTOR
7486175 SUJETA VARILLA 6.35
7486211 PORTA IMPLANTE LATERAL 6.35
7486216 PORTA IMPLANTE RECTO 6.35
7486219 PORTA GANCHO OFFSET, L6.35
7486231 6.35 GANCHO DESMONTABLE
7486235 6.35 VARILLA DESMONTABLE/EXPULSA VARILLA
7486255 6.35 FLEXOR INSITU IZQUIERDO
7486260 6.35 FLEXOR INSITU DERECHO
7486265 6.35 FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDO
7486270 6.35 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHO
7486280 LEGACY, 6.35 IMPULSOR FIJO
7486285 6.35 LLAVE ROTACIÓN VARILLAS
7570011 HERRAMIENTA CONFIRMATORIA VARILLA
7570020 LEGACY, IMPULSOR ANEXO
7570021 IMPULSOR CLAVO ÓSEO
7570022 IMPULSOR CLAVO ÓSEO PUNTA ESFÉRICA
7484217 INTRODUTOR DE GANCHO, CAUTIVO, L 4.5
7484231 EMPUJAGANCHOS PARA PORTA IMPLANTE, L4.5
7573006 SEXTANT II REDUCTION, BANDEJA INTERNA B
7573007 SEXTANT II REDUCTION, BANDEJA INTERNA C

7572008 SEXTANT II, BANDEJA IMPLANTE
7572002R SEXTANT II,, BANDEJA INSTRUMENTAL # 1
7572003 SEXTANT II, BANDEJA INSTRUMENTAL # 2
1854106 CANASTA TRIPLE
7059520 BANDEJA IMPLANTE TORNILLO ÓSEO CORTICAL, INFERIOR
7573005 SEXTANT II REDUCTION, BANDEJA INTERNA A
8572041 4.0mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA GRIS
7352034 MACHO 5.5MM
7350150 CUPLA ANTAGÓNICA
8670021 SEXTANT M8, IMPULSOR RE-AJUSTE
7050020 CDHL, CAJA INSTRUM. 2
7050110 CDHL, CAJA INSTRUM. DEROT. APIC 5.5
7050120 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 1
7050121 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 2
7050122 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 3
7050123 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 4
7050124 CDHL, BANDEJA INSTR. 5.5 APIC DEROT.
7050135 CDHL, BANDEJA MANIPULACIÓN COLUMNA VERT. 5.5
7050I35L CDHL, TAPA MANIPULACIÓN COLUMNA VERT. 5.5
7050233 CDHL, MÓDULO SET CLAVOS
9563187 MIDLINE, HOJA DERECHA 7
9563188 MIDLINE, HOJA DERECHA 8
9563189 MIDLINE, HOJA DERECHA 9





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

9563082 MIDLINE, ESPECULUM
7350270 FLEXOR CORONAL-DERECHO, VARILLA 3.5MM
8682001 M8 RMAS, BASE EXTERNA - SS
8682002 M8 RMAS, BANDEJA INSTRUMENT. -SS
815-516 SQR DRIVE TAPERED HEX DRVR5MM/IMPULSOR AHUSADO
969-022 SEA FOAM GREEN CP ROD W/ LINE/VARILLA CON LÍNEA
8572009 MACHO CANULADO, FENESTRADO, 5.0MM
8572010 MACHO CANULADO, FENESTRADO, 6.0MM
8572011 FLEXOR LATERAL, DERECHO, VARILLAS 4.5mm
8572012 FLEXOR LATERAL, IZQUIERDO, VARILLAS 4.5mm
8572013 FLEXOR INSITU, DERECHO, VARILLAS 4,5mm
8572014 FLEXOR INSITU, IZQUIERDO, VARILLAS 4.5mm
8572017 LLAVE DE CARRACA, VARILLAS 4.5MM
8572018 PULSOR FINAL DE TAPÓN
8572019 PORTA ASA VARILLA DORSAL, VARILLA 4.5mm
8572020 FLEXOR VARILLA FRANCÉS, VARILLA 4.5mm
8572030 3.75mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA NEGRA
8572031 4.0mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA GRIS
8572032 4.5mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA MAGENTA
8572033 5.0mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA VERDE CLARO
8572034 5.5mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA VERDE
8572035 6.0mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA GRIS

8572036 6.5mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA AZUL
8572041 4.0mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA GRIS
8572042 4.5mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA MAGENTA
8572043 5.0mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA VERDE CLARO
8572044 5.5mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA VERDE
808-530 TSRH, FLEXOR FRANCÉS VARILLA
808-545 T-BOLT POS W/LOCK SCR INS, ASM
808-555 DANEK, SOSTÉN/ASA ENERGÍA CON LIBERADOR
808-572 TEMPLATE VARILLA, L = 8"/20CM
808-587 LLAVE HEXAGONAL ROTACIÓN VARILLAS 3/16"
808-660 LEZNA RECTA
810-501 LW PROFILE CRSLNK PLATE TEMPLA/TEMPLATE PLACAS PERFIL
BAJO
810-510 LOW PROFILE CROSSLINK, PLATE HO/ PLACAS BAJO PERFIL
7197575 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198525 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198530 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198535 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198540 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198545 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198550 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198555 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
54840004555 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

5441174 GANCHO CUERPO EXTENDIDO, 4.75, GRANDE
5441173 GANCHO CUERPO EXTENDIDO, 4.75, MEDIANO
5441172 GANCHO CUERPO EXTENDIDO, 4.75, CHICO
5441124 GANCHO HOJA ANGOSTA, 4.75, GRANDE
5441123 GANCHO HOJA ANGOSTA, 4.75, MEDIANO
5441122 GANCHO HOJA ANGOSTA, 4.75, CHICO
5441199 GANCHO OFFSET 4.75, GRANDE, IZQUIERDA
5441198 GANCHO OFFSET 4.75, GRANDE, DERECHA
5441197 GANCHO OFFSET 4.75, CHICO, IZQUIERDA
5441196 GANCHO OFFSET 4.75, CHICO, DERECHA
5441104 4.75 , GANCHO PEDICULAR, GRANDE
5441103 4.75 , GANCHO PEDICULAR, MEDIANO
5441102 4.75 , GANCHO PEDICULAR, CHICO
5441101 4.75 , GANCHO PEDICULAR, X-CHICO
5441143 4.75 , GANCHO INCLINADO, ANGOSTO, MEDIANO
8115525 **CROSSLINK®**, 5.5 TI,
8115528 **X10 CROSSLINK®**, 5.5 TI,
8115527 **X10 CROSSLINK®**, TI 5.5,
1555501090 **CHROMALOY**, VARILLA PRE-DOBLADA,
5540230 **REDUCTION SET SCREW/Tornillos de Ajuste**, TI,
55410004520 **TORNILLO, ÀNGULO FIJO**, 5.5/6.0, TI,
54840006565 **MAS ASSEMBLY PARA VARILLA** 4.75,

7056420 CDH LGCY 6.35 INST TRY - TLIF/PLIF DISTR/BANDEJA
7040124 CDHL 4.5 G4 DEROTATOR TRAY/BANDEJA DERROTADOR
55811005085 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005090 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005515 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005520 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005525 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005530 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005535 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005540 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005545 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005550 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005555 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005560 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005565 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005570 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005575 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005580 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005585 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005590 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006015 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006020 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006025 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

55811006030 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006035 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006040 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006045 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006050 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006055 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006060 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
8672070 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672075 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672080 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672085 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672090 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672095 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672100 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8675545 SEXTANT TI M8 MAS 5.5MMX45MM
8675550 SEXTANT TI M8 MAS 5.5MMX50MM
8677530 SEXTANT TI M8 MAS 7.5MMX30MM
8677535 SEXTANT TI M8 MAS 7.5MMX35MM
8677540 SEXTANT TI M8 MAS 7.5MMX40MM
8677545 SEXTANT TI M8 MAS 7.5MMX45MM
8114510 SOSTÉN, L4.5, ESTILO FORCEPS
84681H ENSAMBLE EMPUJA GANCHOS

84781H ENSAMBLE EMPUJA GANCHOS
84676H GUÍA CONECTORA ILIO-SACRA
7484219 PORTA IMPLANTE, OFFSET, L4.5
5484219 PORTA IMPLANTE, OFFSET, L4.75
7484216 PORTA IMPLANTE, RECTO, L4.5
6480122 INSTRUMENT 6480122, DISPARA TAPONES
6480144 INSTRUMENT 6480144 BREAK-OFF, IMPULSOR
6480150 INSTRUMENT 6480150, CUPLA ANTAGÓNICA
6480282 INSTRUMENT 6480282, DESORNILLADOR
6481011 INSTRUMENT 6481011, PORTA CROSSLINK
8572021 L. P. CROSSLINK, TEMPLATE PLACAS, VARILLA 4.5MM
8114530M CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI,
8114531 CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI,
8114534M CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI,
8114534 CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI,
7484225 BUSCA PEDÍCULO
7484231 IMPULSOR DE GANCHO PARA PORTA IMPLANTE, U.5
7484235 IMPULSOR DE VARILLA 4.5
76444540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
7441172 GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, TI
8682103 M8 APA BANDEJA IMPLANTE RHOOK, SS
8682104 M8 MÓDULO GANCHO REDUCCIÓN, SS
8682105 M8 MÓDULO TAPÓN GANCHO REDUCCIÓN, SS

A handwritten signature or mark consisting of a vertical line on the left and a large, sweeping, horizontal loop on the right.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

8682106 M8 BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHO
8682107 M8 BANDEJA IMPLANTE REDUCCIÓN GANCHO
8692001 M8 RMAS, BASE EXTERNA - TI
8692002 M8 RMAS, BANDEJA INSTRUMENTAL - TI
8692003 5.5 RMAS MÓDULO - TI
8692004 6.5 & 7.5 RMAS MÓDULO - TI
8692005 M8 MÓDULO TAPÓN REDUCCIÓN- TI
8692006 M8 RMAS BANDEJA MÓDULO - TI
8692008 M8 RMAS TAPA BANDEJA RADEL - TI
8692011 M8 MÓDULO VARILLA PRE-FLEXIONADA
8692012 M8 TAPA MÓDULO VARILLA PRE-FLEXIONADA
8692101 M8 BASE GANCHO REDUCCIÓN, TI
8692103 M8 RHOOK TAPA BANDEJA IMPLANTE, TI
8692104 M8 MÓDULO GANCHO REDUCCIÓN, TI
8692105 M8 MÓDULO TAPON REDUCCIÓN GANCHO, TI
9560693 METRX, BONINA BIPOLAR RECTA
9560711 METRX, BASE EXTERNA DOBLE
9560713 METRX II, VALIJA DESCARTABLES
9568006 QUADRANT, BANDEJA MÓDULO HOJAS
9568013 MAST QUADRANT BANDEJA
9569529 BANDEJA DILATADORES, RÍGIDOS
9569530 CAJA EXTERNA, BRAZO FLEXIBLE

9569532 METRX, BANDEJA BRAZO FLEXIBLE, RÍGIDA
9569694 CAJA EXTERNA, TAPA
9569712 BRAZO FLEXIBLE/BANDEJA DILATADORES, ARTIC
9569790 CAJA EXTERNA, INSTRUMENTAL METRX II
9569791 INSTRUMENTAL, BANDEJA 1
9569792 INSTRUMENTAL, BANDEJA 2
9569793 INSTRUMENTAL, BANDEJA 3
9569794 INSTRUMENTAL, BANDEJA 4
810-525 LOW PRFL CRSLNK PLT BENDER/FLEXOR PLACAS PERFIL BAJO
8110501 TEMPLATE MEDICIÓN
8110502 CALIBRE MEDICIÓN
8110511 INLINE X10 CROSSLINK, PORTADOR
8110525 BENDING IRON
8110530 IMPULSOR HEXAGONAL 3.0MM
8110535 7/32" DRIVER, 80LB-IN LIMIT
8110540 LLAVE DE CARRACA
8114501 TEMPLATE P/MEDICIÓN
8114502 CALIBRE DE MEDICIÓN, VARILLA 4.5MM
8114510 PORTADOR , L4.5, ESTILO FORCEPS
8114511 CROSSLINK, PORTA PLACE, L4.5
8114526 HIERRO FLEXOR (4.5MM)
8114530 IMPULSOR HEXAGONAL 2.5MM
8114539 LLAVE DE CARRACA

✓ 



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

8114545 POSICIONADOR DE IMPLANTE, L4.5
8150500 OSCILADOR EXTENDIDO
815-500 PORTA GANCHO OFFSET/OSCILADOR
815-502 APROXIMADOR VARILLA
815-504 FLEXOR LATERAL 5.5 MM IZQUIERDA
815-505 FLEXOR LATERAL 5.5 MM DERECHA
815-507 LEZNA ROSCADA
815-508 PALANCA PARA APROXIMADOR DE VARILLAS
815-515 ASA MULTI-PROPÓSITO
815-516 IMPULSOR HEXAGONAL CUADRADO AHUSADO 5MM
815-517 IMPULSOR CUADRADO T-20
815-518 IMPULSOR CUADRADO T-25
815-519 IMPULSOR CUADRADO TORX 30
815-520 IMPULSOR CUADRADO 3.5MM
815-905 PORTA VARILLA C/ASA DORSAL 5.5MM
5441142 4.75 , GANCHO INCLINADO, CHICO
5441133 4.75 , GANCHO INCLINADO, ANCHO, MEDIANO
5484804 SOLERA SEXTANT REDUCTION S/L EXTENDER B/EXTENSOR B
5484800 SOLERA SEXTANT ROD INSERTER/INTRODUCTOR VARILLA
TSRH®, SISTEMA ESPINAL (1), (2),(3), (4)
7056420L CDH LGCY 6.35 INS TRY LID-TLIF/PLIF DIST/TAPA BANDEJA
75446030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,

7441162 GANCHO, HOJA ANGULADA, LUMBAR, TI
7441122 GANCHO, HOJA ANGOSTA, TI
7441199 GANCHO, OFFSET IZQUIERDA, TI
7441198 GANCHO, OFFSET DERECHA, TI
7441102 GANCHO PEDICULAR, TI
7441142 GANCHO INCLINADO, TORÁCICO, TI
7441114 GANCHO, HOJA ANCHA, GRANDE, TI
7441113 GANCHO, HOJA ANCHA, MEDIANO, TI
7441112. GANCHO, HOJA ANCHA, CHICO, TI
75494525 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75494530 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75494535 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75494540 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495525 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495530 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495535 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495540 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495545 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495550 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75496530 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75496535 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75496540 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75496545 L5.5 REDUCTION MAS, TI,





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

75496550 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75496555 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75497535 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75497540 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75497545 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75497550 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75497555 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
74444020 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444020 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444020 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
55811006065 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006070 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006075 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006080 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006085 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006090 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006515 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006520 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006525 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006530 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006535 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006540 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,

55811006545 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
1475501060 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
8549017✓ MULTI-SPAN LPC/MEDIANO, 4.5MM
8549016✓ MM MULTI-SPAN LPC/CHICO, 4-5MM
8549306✓ 4.5MM-5.5MM DOMINO
8544525✓ TORNILLO ØSEO,
8544530✓ TORNILLO ØSEO,
8544535✓ TORNILLO ØSEO,
8545530✓ TORNILLO ØSEO,
8545535✓ TORNILLO ØSEO,
8545540✓ TORNILLO ØSEO,
8540002✓ GANCHO P/PEDÍCULO
8540052✓ GANCHO TORÁCICO
8540018✓ GANCHO P/GARGANTA, GRANDE, HOJA ANCHA
8115516✓ CROSSLINK®, 5.5 TI,
8115519✓ CROSSLINK®, 5.5 TI,
8115522✓ CROSSLINK®, 5.5 TI,
8572012 FLEXOR LATERAL, IZQUIERDO, VARILLA 4.5MM
8572011 FLEXOR LATERAL, DERECHO, VARILLA 4.5MM
858-985 PORTA IMPLANTE LATERAL
7480240 TRANSLATOR LATERAL
7480282 LEGACY 5.5, IMPULSOR FIJO GUIADO X IMÁGENES
7480113 MAS, IMPULSOR





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

808-530 TSRH FRENCH ROD BENDER/FLEXOR VARILLA
8682008 M8 RMAS TAPA BANDEJA RADEL - SS
8682101 M8 BASE GANCHO REDUCCIÓN, SS
76446030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446035 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446045 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446045 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
7059410 CDHL 5.5, CAJA FAS EXTRA, TI
7059411 CDHL FAS, CAJA, TI
7059421 CDHL FAS, BANDEJA IMPL. 1, TI
7059421L CDHL FAS, TAPA BANDEJA IMPL., T1
7059422 CDHL FAS, BANDEJA IMPL. 3, TI
7572008 SEXTANT II, BANDEJA IMPLANT.
7573001 SEXTANT II, CAJA EXTERNA REDUCCIÓN
7573004 SEXTANT II, TAPA CAJA EXTERNA REDUCCIÓN
7573005 SEXTANT II , BANDEJA REDUCCIÓN INTERNA A
7573006 SEXTANT II, BANDEJA REDUCCIÓN INTERNA B
7573007 SEXTANT II, BANDEJA REDUCCIÓN INTERNA C
7574000 CDH LNGITUDE, SET INSTRUM. 1 (CAJA EXTERNA)
7574000L CDH LONGITUDE, TAPA CAJA EXTERNA

7574000L CDH LONGITUDE, TAPA CAJA EXTERNA (sic)
7574001 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTR. 1
7574002 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTR. 2
7574003 CDH LNGITUDE, SET INSRUM. 2 (CAJA EXTERNA)
7574004 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTRUMENT. 3
7574005 CDH LNGITUDE, SET IMPL. (CAJA EXTERNA)
7574006 CDH LNGITUDE, BANDEJA IMPL.
7574007 CDH LNGITUDE, BANDEJA VARILLAS RECTAS
7574008 CDH LNCITUDE, MÓDULO SET CLAVOS
7574008L CDH LNCITUDE. TAPA MÓD. SET CLAVOS
7574009 CDH LNGITUDE MAS, CADDY CLAVOS
7574010 CDH LNGITUDE FAS, BANDEJA IMPL.
7571080 VARILLA RECTA, 5.5 MM
7571090 VARILLA RECTA, 5.5 MM
7571100 VARILLA RECTA, 5.5 MM
7571110 VARILLA RECTA, 5.5 MM
7571120 VARILLA RECTA, 5.5 MM
7571130 VARILLA RECTA, 5.5 MM
7571140 VARILLA RECTA, 5.5 MM
7571150 VARILLA RECTA, 5.5 MM
7571160 VARILLA RECTA, 5.5 MM
7571170 VARILLA RECTA, 5.5 MM
7571180 VARILLA RECTA, 5.5 MM






*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

| | |
|----------|--|
| 7571190 | VARILLA RECTA, 5.5 MM |
| 7571200 | VARILLA RECTA, 5.5 MM |
| 7571220 | VARILLA RECTA, 5.5 MM |
| 7571240 | VARILLA RECTA, 5.5 MM |
| 7643555 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI, |
| 7540220 | LEGACY 5.5 REDUCTION PLUG, TAPÒN P/REDUCCIÒN, TI |
| 7540020 | SET SCREW/Tornillos de Ajuste, BREAK-OFF, TI |
| 7640020 | SET SCREW/Tornillos de Ajuste, BREAK-OFF, TI |
| 7540120 | SET SCREW/Tornillos de Ajuste, |
| 7640120 | SET SCREW/Tornillos de Ajuste, |
| 7440030 | SETSCREW/Tornillos de Ajuste |
| 8114516 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114519 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114522 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114525 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114528M | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114528 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8200110 | GANCHO DE HOJA ANCHA 7-9.5, PROBADOR |
| 9569604 | KERRISON EN BAYONETA, 3MM, 40 |
| 9569605 | KERRISON EN BAYONETA, 3MM, 90 |
| 7480523 | IMPULSOR ADAPTADOR FNS |
| 7480702 | IMPULSOR P/REMOCIÒN FENESTRADO MAS |

1859501 CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 2, RÓTULO EXTERNO
1859503 RÓTULO EXTERNO SET CLAVOS PEQUEÑOS 5.5/6.0
7480930 DESTORNILLADOR CERRADO MAS
1859504 RÓTULO EXTERNO SET CLAVOS MEDIANOS 5.5/6.0
1859505 RÓTULOS EXTERNOS SET CLAVOS GRANDES 5.5/6.0
1859507 RÓTULOS EXTERNOS SET CLAVOS 5.5/6.0 FAS
1859508 CDHS, RÓTULO OC SET VARILLAS PRE-DOBLADAS 05,5mm
1859509 CDHS, RÓTULO EXTERNO SET 3 INSTRUMENTAL 5.5
1859510 CDHS, RÓTULO CAJA EXTERNA 5.5/6.0 RMAS
1859511 CDHS, RÓTULO OC SET IMPLANTES 04.5-7,5 RMAS
23000000 VALIJA GENÉRICA (Cajas Deggewlorf)
2393001 SET IMPULSOR/PERFORADOR DE RÓTULO CAJA EXTERNA
2393002 BANDEJA SET PERFORADOR/IMPULSOR CON MANGUITOS NIM
2395002 BANDEJA SET CLAVOS BREAK-OFF Y CORTA-VARILLA
2395003 RÓTULO CAJA EXTERNA SS 130/CORTA-VARILLA
2397002 BANDEJA IMPULSOR PowerEase
2570110 LOOP, BANDEJA INSTRUM. GENERAL
2570111 I LOOP, BANDEJA INSTRUM. PROBADOR
2570112 LOOP, CADDY 1, INSTRUMENTAL PROBADOR
2570113 LOOP, TAPA CADDY INSTRUMENTAL PROBADOR
2570114 LOOP, RÓTULO SET CAJA INSTRUMENTAL
2670110 WAVE, BANEJA INSTRUMENTAL GENERAL
2670111 WAVE, BANDEJA INSTRUMENTAL DISTRACTOR





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

2670112 WAVE, RÓTULO CAJA SET INSTRUMENTAL
2870110 FUSE, BANDEJA INSTRUMENTAL GENERAL
2870111 FUSE, RÓTULO CAJA SET INSTRUMENTAL
2900164 ASA T ESCARIADOR
3128760 CADDY 3128760 ATL SELF TAP, CLAVOS
3128761 TAPA 3128761 ATL SELF TAP CADDY
3128762 CADDY 3128762 ATL SELF DRILL SCREW/CLAVOS AUTO-
ROSCANTES
3128763 TAPA 31 2S763 ATL SELFDRILL CADDY/AUTO-ROSCANTE
3990001 MANGUITO EXTERNO INSERSON LARGO
8784500 MACHO SÓLIDO CORTICAL, 4.5MM
8785000 MACHO SÓLIDO CORTICAL, 5.0MM
8785500 MACHO SÓLIDO CORTICAL, 5.5MM
89690E PORTA IMPLANTE CURVO
8969 IE PORTA IMPLANTE RECTO
9339082 ASA TRINQUETE MODIFICADA OC
9339095 CALIBRE
94632 PINZAS P/COMPRESIÓN, POSICIÓN 2
94633 SPREADER CURVO CON EJE DE 30 GRADOS
9560420 METRx , DILATADOR, 5.3MM
9560421 METRx , DILATADOR, 9.4MM
9560429 METRX , DILATADOR, 18.8 MM

9560430 METRX , DILATADOR, 20.8 MM
9560431 METRX , DILATADOR, 22.8MM
9560432 METRX , DILATADOR, 24.8MM
9560523 METRX, ANEXO RAIL CAMA
9560524 METRX, BRAZO FLEXIBLE
9560534 SUCCIONADOR #10
9560535 SUCCIONADOR #8
9560561 RETRACTOR P/SUCCIÓN
9560691 MICROTIJERAS
9560747 PORTA VARILLA, 5.5MM
9560787 COMPRESOR MECÁNICO
9560788 DISTRACTOR MECÁNICO
9561426 METRX , DILATADOR, 12.8MM
9561427 METRX , DILATADOR, 14.6MM
9561428 METRX , DILATADOR, 16.8MM
9561523 ANEXO RAIL CAMA
9561524 ENSAMBLE BRAZO FLEXIBLE
9561525 RECUPERADOR RAPIZ NERVIOSA C/AUTO-RETENCIÓN
9561526 POSICIONADOR BRAZO
9960355 POSICIONADOR DE CABEZA MAS 5.5MM
C620! CCD EMPUJA VARILLA
C6205 CCD FLEXOR FRANCES
C6207 FLEXIBLE CAM EN CCD CURVO





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

C6841 DESTORNILLADOR T20
C6880 IMPULSOR TAPÓN FINAL
C690I CURETTE, CCD CON STOP
C6902 SONDA, CURVA, CON GRADUACIÓN MM
C6903 SONDA, RECTA, CON GRADUACIÓN MM
C6904 SONDA, SENSOR FLEXIBLE 3MM
5484316 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHA 4.75
5484317 IMPULSOR DE GANCHO CON AUTO-RETENCIÓN 4.75
5484318 INTRODUCOR DE VARILLA
5484327 4.75 - TLIF, DISTRACTOR
5484328 ENSAMBLE EXTERNO REDUCTOR SECUENCIAL
5484329 CALIBRE DE MEDICIÓN
5484330 TEMPLATE DE PLACAS
5484331 DESTORNILLADOR CON MANGUITO DE CIERRE RMAS
5484332 4.75MM - LLAVE DE CARRACA CON ARO
5484333 4.75 RMAS - OSCILADOR EXTENDIDO
5484334 DESTORNILLADOR C/MANGUITO DE CIERRE FAS
5484335 4.75 RMAS Tab Breaker
5484336 RMAS Breakoff Driver
5484337 IMPULSOR PROVISORIO RMAS
5484338 RMAS SWIZZLE STICK, IMPULSOR PROVISORIO
5484391 PORTA IMPLANTE DEROTADOR 4.75mm

5484510 TEMPLATE VARILLA 50cm
5484520 TEMPLATE VARILLA 20 cm
5484800 SOLERA SEXTANT, INSERSOR DE VARILLA
5484801 SOLERA SEXTANT, EXTENSOR EXTERNO REDUCCIÓN
5484802 SOLERA SEXTANT, EXTENSOR MEDIO P/REDUCCIÓN
5484803 SOLERA SEXTANT, EXTENSOR A P/REDUCCIÓN
5484804 SOLERA SEXTANT, EXTENSOR B P/REDUCCIÓN
5484805 SOLERA SEXTANT, MANGUITO INTERNO P7REDUCCIÓN
5584260 FLEXOR IN-SITU - DERECHA 5.5/6.0
5584265 FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDA 5.5/6.0
5584270 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHA 5.5/6.0
5584327 5.5/6.0 - TLIF, DISTRACTOR
5584331 DESTORNILLADOR CON MANGUITO DE CIERRE 5.5/6.0 RMAS
5584334 DESTORNILLADOR CON MANGUITO DE CIERRE 5.5/6.0 FAS
7068523 CDHS, BANDEJA 4 INFERIOR, INSTRUM. DEFORM. 4.75
7068526 MÓDULO INSTRUMENTAL Set 3
7068527 TAPA MÓDULO INSTRUMENTAL SET 3
7068528 MÓDULO MARCADOR DE PEDÍCULO
7068529 TAPA MÓDULO MARCADOR DE PEDÍCULO
7068530 CDHS, MÓDULO CLAVOS EXTRA 4.75 4.0mm
7068531 BANDEJA Non-Brcakoff 3/4
7068534 CDHS, MÓDULO 1 INFERIOR 4.75 MAS Pequeño
7068535 CDHS, MÓDULO 2 INFERIOR, 4.75 MAS Pequeño





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7068536 CDHS, MÓDULO 1 INFERIOR 4.75 MAS Mediano
7068537 CDHS, MÓDULO 2 INFERIOR 4.75 MAS Mediano
7068538 CDHS, MÓDULO 3 INFERIOR 4.75 MAS Mediano
7068539 CDHS, MÓDULO INFERIOR (7.5) 4.75 FAS
7068540 CDHS, MÓDULO EXTRA 43-5.0 MAS
7068541 CDHS, TAPA MÓDULO EXTRA 43-5.0 MAS
7068542 CDHS, MÓDULO EXTRA 53-73 FAS
7068543 CDHS, TAPA MÓDULO EXTRA 5.5-73 FAS
7068544 CDHS, MÓDULO EXTRA 53-7.5 MAS
7068562 CDH Solera, BANDEJA INSTRUM. 4.75 VCM
7068563 CDH Solera, BANDEJA COMP/DISTRACTOR
7069002 CDHS 4.75, BANEJA INFERIOR CLAVOS CANULADOS
7069003 CDHS Sextant, TAPA MÓDULO SET CLAVOS
7069006 CDHS 5.5/6.0, BANDEJA SUPERIOR SET 1 INSTRUM.
7069007 CDHS 5.5/6.0, BANDEJA INFERIOR SET 1 INSTRUM.
7069008 CDHS 5.3, BANDEJA SUPERIOR SET 2 INSTRUM.
7541188✓ HOOK, HOJA ANGULADA, TORÁCICO, DERECHO, TI
7541114✓ HOOK, HOJA ANCHA, GRANDE, TI
7541113✓ HOOK, HOJA ANCHA, MEDIANO, TI
7541112✓ HOOK, HOJA ANCHA, PEQUEÑA, TI
7545535✓ TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
5484311 TRANSDUCTOR ARTICULADO PARA 4.75 - IZQUIERDO

5484313 FLEXOR IN-SITU - IZQUIERDA 4.75
5484314 FLEXOR IN SITU - DERECHA 4.75
7974100 DEPÓSITO DE GUANTES Y COFIA
9396003 RÓTULO, CAJA INSTRUMENTAL - T2 ALTITUDE
9396004 BANDEJA IMPLANTE - T2 ALTITUDE
9396006 CADDY 13, 16MM CENTERPIECE
9396007 CADDY 19, 22, 25MM CENTERPIECE
9396008 CADDY 19, 22, 25MM TOPES/CIERRES
9396009 BANDEJA - Instrumental, BANDEJA 3 - T2 ALTITUDE
9396011 CADDY 13, 16MM TOPES/CIERRES
9396012 CADDY ENDCAP, TAPA
9396013 RÓTULO - CAJA IMPLANTES - T2 ALTITUDE
9400000 TABLA MEDIDAS
9401200 EXTRACTOR 9401200 - EXTRACTOR DE TOPES/TAPAS
9411200 PINION 9411200, EJE INSERCIÓN
9411300 INSERSON 9411300 13MM
9411301 RACK 9411301 13MM A
9411302 RACK 9411302 13MM B
9411303 RACK 9411303 13MM C
9411304 RACK 9411304 13MM D
9411305 RACK 9411305 13MM E
9411306 RACK 9411306 13MM F
9411600 INSERSON 9411600 16MM





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

| | | |
|---------|-------------------------------------|--------------|
| 941)601 | RACK 9411601 | 16MM A |
| 9411602 | RACK 9411602 | 16MM B |
| 9411603 | RACK 9411603 | 16MM C |
| 9411604 | RACK 9411604 | 16MM D |
| 9411605 | RACK 9411605 | 16MM E |
| 9411606 | RACK 9411606 | 16MM F |
| 9411900 | INSERSOR 9411900 | 19MM |
| 9411901 | RACK 9411901 | 19 22 25MM A |
| 9411902 | RACK 9411902 | 19 22 25MM B |
| 9411903 | RACK 9411903 | 19 22 25MM C |
| 9411904 | RACK 9411904 | 19 22 25MM D |
| 9411905 | RACK 9411905 | 19 22 25MM E |
| 9411906 | RACK 9411906 | 19 22 25MM F |
| 9412200 | INSERSOR 9412200 | 22MM |
| 9412500 | INSERSOR 9412500 | 25MM |
| 9563060 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, IZQUIERDA, | 4 |
| 9563062 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, IZQUIERDA, | 6 |
| 9563064 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, IZQUIERDA, | 8 |
| 9563066 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, IZQUIERDA, | 10 |
| 9563080 | MIDLINE, ENSAMBLE ASAS PARA HOJA | |
| 9563161 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, DERECHA, | 5 |
| 9563163 | MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, DERECHA, | 7 |

9563165 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, DERECHA, 9
9563167 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, DERECHA, 11
9563302 WEITLANER MIDLINE, ARICULADO
9590000 CRESCENT, CAJA PROBADOR LONGITUD TOTAL
9590001 CRESCENT, BANDEJA PROBADOR LONGITUD TOTAL
9590730 7X30, PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
9590830 8X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
9590930 9X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
9591030 10X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO.
9591130 11X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
9591230 12X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
9591330 13X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
9591430 14X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
9591530 15X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
9593007 7X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
9593008 8X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
9593009 9X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
9593010 10X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
9593011 11X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
9593012 12X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
9593013 13X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
9593014 14X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
9593015 15X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

9790901 TAPA CAJA ORNO/FRESA
9790903 IMPULOR CLAVIJA SOSTÉN DE PLACA
8670003 SEXTANT Q/C, SONDA PEDICULAR
8670004 SEXTANT, MANGUITO P/CABLEGUÍA
8670007 SEXTANT, MANGUITO P/TROCAR/SONDA
8670021 SEXTANT M8, IMPULSOR RE-ARMADO
8670030 SEXTANT, TROCAR P/VARILLA
8670040 SEXTANT, IMPULSOR COMBINACIÓN TAPÓN
8670045 SEXTANT, MACHO, DIA 4.5MM
8670055 SEXTANT, MACHO, DIAM. 5.5MM
8670065 SEXTANT, MACHO, DIAM. 6.5MM
8670075 SEXTANT, MACHO, DIAM. 7.5MM
8670085 MACHO AUTO-PERFORANTE 4.5MM-5.5MM
8670090 SEXTANT, IMPULSOR TAPÓN FINAL
8670095 ASA COMPRESOR
8670096 TEMPLATE VARILLA
8674000 MACHO CANULADO, 4.0MM
8675422 SEXTANT, DILATADOR
8680050 DESTORNILLADOR M8 MULTI AXIAL
8680051 DESTORNILLADOR M8 MULTI AXIAL
8680052 DESTORNILLADOR M8 MAS
8680926 IMPULSOR SPLIT T25

8682048 LLAVE DE CARRACA C/ARO M8
8682049 INTERRUPTOR TAB M8
8682050 DESTORNILLADOR P/REDUCCIÓN M8
8682907 M8 MANGUITO REDUCTOR DE VARILLA, 7MM
8682914 M8 MANGUITO REDUCTOR DE VARILLA, 14MM
8683750 MACHO SÓLIDO, 3.75MM
803-291 HOLT, SONDA REDONDA
803-292 HOLT, SONDA REDONDA RECTA
9569606 KERRISON EN BAYONETA, 4MM, 40
9569607 KERRISON EN BAYONETA, 4MM, 90
9569608 KERRISON EN BAYONETA, 5MM, 40
9569609 KERRISON EN BAYONETA, 5MM, 90
9569620 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, STR
9569621 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, STR
9569623 CURETA EN BAYONETA, 1.8MM, STR
5585335 INTERRUPTOR TABS 5.5/6.0 RMAS
5585336 OSCILADOR EXTENDIDO 5.5/6.0 RMAS
6199760 CADDY 6199760 ATL VISION, PLACA CORTA
6199761 TAPA DE CADDY 6199761 ATL VISION, PLACA CORTA
6199762 CADDY 6199762 ATL VISION, PLACA LARGA
6199763 TAPA DE CADDY 6199763 ATL VISION, PLACA LARGA
6199764 IMPLANTE BANDEJA 6199764 ATL VISION
6199765 SONDA ROSCADA





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

| | | |
|----------|---|---------------------|
| 6199767 | All Vision A CP System, RÓTULO CAJA EXTERNA | |
| 6650250 | ASA UNIVERSAL | |
| 7022200 | LEGACY ILIAC, CAJA EXTERNA | |
| 7022205 | LEGACY ILIAC, MÓDULO DE SE CLAVOS | |
| 7023125L | LEGACY ILIAC CMAS, TAPA BANDEJA IMPL. | |
| 7029930 | CLAVOS ILÍACOS PARA PROBADOR 0 GRADO | |
| 7029932 | CLAVOS ILÍACOS PARA PROBADOR 20 GRADOS | |
| 7034139 | LEGACY ILIAC CMAS, BANDEJA INSTRUMENTAL | |
| 7042202 | BANDEJA IMPLANT, FULL THRD, TI | |
| 7042206 | LEGACY ILIAC, TAPA SET CLAVOS, TI | |
| 7043120 | LEGACY ILIAC CMAS, BANDEJA IMPL., TI | |
| 7068302 | BANDEJA IMPLANTE GANCHO | |
| 7068303 | BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHO | |
| 7068321 | BANDEJA 2, SET INSTRUMENTAL 4.75 | Sextant |
| 7068323 | BANDEJA 1, SET INSTRUMENTAL 4.75 | Sextant |
| 7068334 | BANDEJA 2, SET INSTRUMENTAL 4.75 | Sextant P/Reducción |
| 7068335 | BANDEJA 1, SET INSTRUMENTAL 4.75 | Sextant P/Reducción |
| 4000013 | PROBADOR cam Spreader, 6 GRADOS, 13MM | |
| 4000014 | PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 14MM | |
| 4000015 | PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 15MM | |
| 5484821 | DESTORNILLADOR MAS | |
| 5484823 | DESTORNILLADOR ÓSEO C/RETENCIÓN | |

5484830 TROCAR P/VARILLA
5484859 SOLERA SEXTANT, MANGUITO INTERNO
5484865 MACHO CANULADO, 6.5mm
5484875 MACHO CANULADO, 7.5mm
5484897 SONDA P/HERRAMIENTA DE RECONECCIÓN
5484898 TREFINA DE SUCCION
5485147V IMPULSOR INDICADOR DE TORQUE T27
5485901 EXTENSOR CERRADO - 5.5/6.0
5485902 REDUCTOR, LONGITUD STANDARD - 5.5/6.0
5485904 REDUCTOR DE VARILLA LATERAL 5.5/6.0
5485905 IMPULSOR HEXAGONAL
5485906 GUÍA P/EXTENSOR - 5.5/6.0
5584001 LLAVE DE CARRACA CON ARO 5.5/6.0
5584002 IMPULSOR P/INSERTO PROVISORIO NON B/O
5584003 5.5/6.0mm - POSICIONADOR DE CABEZA
5584005 DISPARADOR DE TAPÓN DOBLE PUNTA NON B/O
5584006 SUJETA VARILLA 5.5/6.0
5584007 HERRAMIENTA P/CONFIRMACIÓN DE CLAVOS
5584009 IMPULSOR BREAK OFF RMAS 5.5/6.0
5584HI MANGUITO DE CIERRE P/DESTORNILLADOR 5.5/6.0
5584134 ENSAMBLE P/REDUCTOR DE VARILLA 5.5/6.0 MM - G5
5584150 LLAVE DE CARRACA CERRADA 5.5/6.0
5584165 PINZAS COMPRESOR 5.5/6.0






Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

5584171] DISTRACTOR 5.5/6.0
5584172 TRANSDUCTOR ARTICULADO PARA 5.5/6.0- DERECHA
5584173 TRANSDUCTOR ARTICULADO PARA 5.5/6.0 - IZQUIERDA
5584255 FLEXOR IN-SITU - IZQUIERDA 5.5/6.0
8691012 CROSSLINK, HERRAMIENTA P/MEDICIÓN, 11/12mm
8691013 CROSSLINK, HERRAMIENTA P/MEDICIÓN, 13/14mm
8691014 CROSSLINK, HERRAMIENTA P/MEDICIÓN, 15/16mm
8691015 CROSSLINK, HERRAMIENTA P/MEDICIÓN, 17/18mm
8691016 CROSSLINK, HERRAMIENTA P/MEDICIÓN, 19mm
870-501 SONDA DE PROFUNDIDAD
8784000 MACHO SÓLIDO CORTICAL, 4.0MM
1850412 CDHS Sextant, RÓTULO CAJA EXTERNA SET REDUCCIÓN
1850413 CDHS Sextant, RÓTULO CAJA EXTERNA SET BILATERAL
1854010 TAPA MÓDULO 1 GANCHO
1854011 TAPA MÓDULO 2 GANCHO
1854100 CDHS, RÓTULO CAJA EXTERNA SET IMPLANTE DEGEN.
1854101 CDHS 4.75, BANDEJA INFERIOR IMPLANTE DEGEN.
1854102 CDHS 4.75, BANDEJA SUPERIOR IMPLANTE DEGENER.
1854103 CDHS 4.75 , RÓTULO SET INSTRUMENT. DEGEN.
1854104 CDHS 4.75, BANDEJA 2 INSTRUM. DEGEN.
1854105 CDHS 4.75, BANDEJA 1 INSTRUM. DEGEN.
1854106 CANASTA RECOLECCIÓN TRIPLE

1854209 CLASIFICADOR DEFORMIDAD
1854210 TAPA CLASIFICADOR DEFORMIDAD
1854211 CDHS, CLASIFICADOR DEGENER.
1854212 CDHS, TAPA CLASIFICADOR DEGENER.
1854213 BANDEJA IMPLANTE Ø4.75mm Solera CROSSLINK
1854214 BANDEJA INSTRUMENTAL Ø4.75mm Solera CROSSLINK
1854221 CDHS, TAPA MÓDULO SET CLAVOS DEGENER.
1854222 CDHS, MÓDULO SET CLAVOS DEGENER.
1855100 CDHS 4.75 Ø 4.5-5.5mm MAS, RÓTULO SET
1855101 CDHS 4.75 Ø 5.5-7.5mm MAS, RÓTULO SET
1855102 CDHS 4.75 Ø 8.5-9.5mm MAS, RÓTULO SET
1855103 CDHS 4.75 Ø 4.5-7.5mm RMAS, RÓTULO SET
1855105 CDHS 4.75, RÓTULO SET VARILLAS EXPANDIDAS
1855108 CDHS4.75 Extra05.5-7.5mm MAS, RÓTULO SET
9563082 Midline, Especúlo
9563084 Midline , Hoja, Izquierda, 4
9563085 Midline , Hoja, Izquierda, 5
9563086 Midline , Hoja, Izquierda, 6
9563087 Midline , Hoja, Izquierda, 7
9563088 Midline , Hoja, Izquierda, 8
7480732 BANDEJA CLAVOS FENESTRADOS
7480900 DESTORNILLADOR SACRO-ILÍACO 0 GRADOS
7480911 LLAVE DE CARRACA ILÍACA





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

7049490 LEGACY, CAJA EXTERNA INSTRUMENTAL 4.5 (1 DE2)
7049491 LEGACY, BANDEJA INSTRUMENTAL 4.5 (1 DE 4)
7049493 LEGACY, CAJA EXTERNA INSTRUM. 4.5(2 DE 2)
7049494 LEGACY, BANDEJA INSTRUMENTAL 4,5 (3 DE 4)
7049495 LEGACY, BANDEJA INSTRUMENTAL 4.5 (4 DE 4).
7049496 CDH LEGACY, BANDEJA INSTRUMENTAL 4.5 G4 - 2
7050010 CDHL, SET CAJA INSTRUM. 5.5 - 1
7050011L CDHL, TAPA CAJA INST. ACCESO MÍNIMO
7069524 CDHL 6.35, BANDEJA IMPLANTE GANCHO, TI
7069532 CDHL 6.35, MOD. GANCHO STAD., TI
7069532L CDHL 6.35, TAPA MOD. GANCHO STD., TI
7069533 CDHL 6.35, MOD. GANCHO ESPEC., TI
7069533L CDHL 6.35, TAPA MOD. GANCO P/ESPEC., TI
7572000 SEXTANT II, CAJA EXTERNA
7572002R SEXTANT II, BANDEJA INSTRUM. #1
7572003 SEXTANT II, BANDEJA INSTRUM. # 2
7572004 SEXTANT II, BANDEJA INSTRUM. #3
7572006 SEXTANT II, TAPA BANDEJA IMPLANT.
75753019 EXTENSOR EXTERNO MULTI-LEVEL
75753029 EXTENSOR MEDIO MULTI-LEVEL
7480290 LEGACY 5.5, DERROTADOR APICAL
8110535 IMPULSOR 7/32" , 80LB-IN LIMIT

8572020 FLEXOR VARILLA FRENCH, VARILLAS 4.5mm ROD
8200130 GANCHO DE CUERPO EXTENDIDO 5-9.5, PROBADOR
8200140 PROBADOR GANCHO OFFSET DERECHO
8200142 PROBADOR GANCHO OFFSET IZQUIERDO
823-365 SONDA
823-366 SONDA CURVA
836-011 ASA DESTORNILLADOR TRINQUETE Q/C
836-014 MACHO SÓLIDO DIAM. 4.5MM
836-015 MACHO 5.5MM
9569624 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, ANG
9569625 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, ANG
9569627 CURETA EN BAYONETA, 1-8MM, ANG
9569628 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, REV
9569629 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, REV
9569631 CURETA EN BAYONETA, 1.8MM, REV
9569638 GANCHO P/NERVIO, EN MICROBAYONETA, STR
9569639 PENFIELD EN BAYONETA #7, PUSH/PULL
9569640 SONDA WOODSON EN BAYONETA
9569641 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, CORTA, DERECHA
9569642 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, CORTA, RECTA
9569643 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, CORTA, IZQUIERDA
9569644 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, LARGA, DERECHA
9569645 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, LARGA, RECTA





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

9569646 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, LARGA, IZQUIERDA
9569647 PENFIELD EN BAYONETA #2, PUSH/PULL
9569649 PENFIELD EN BAYONETA #4, PUSH/PULL
9569651 GANCHO P/NERVIO EN BAYON., DERECHA
9569652 GANCHO P/NERVIO EN BAYON., RECTO
9569653 GANCHO P/NERVIO EN BAYON., IZQUIERDO
9569654 DISECTOR EN BAYON, DERECHO
9569655 DISECTOR EN BAYON. RECTO
9569656 DISECTOR EN BAYON., IZQUIERDO
9569688 GANCHO NERVIO MICROBAYON., IZQUIERDO
9569689 GANCHO NERVIO MICROBAYON., DERECHO
9569954 RETRACTOR GANCHO NERVIO
7069009 CDHS 5.3, BANDEJA INFERIOR SET 2 INSTRUM.
7069012 CDHS 5.5/6.0 = 4-0-5.0 MAS, BANDEJA SUPERIOR IMP.
7069013 CDHS 5.5/6.0 = 4.0-5.0 MAS, BANDEJA INFERIOR IMP.
7069014 CDHS 5.5/6.0 = 4.0-5.0 MAS, MÓDULO I INFERIOR
7069015 CDHS 5.5/6.0 =5.0 MAS, MÓDULO 2 INFERIOR
7068395 CANASTA RECOLECTORA (DOBLE)
7068400 CDH Solera, MÓDULO 1 GANCHO (Revisado)
7068401 CDH Solera, MÓDULO 2 GANCHO (Revisado)
9563181 Adapador T
9563184 Midline, Hoja, Derecha, 4

9563185 Midline, Hoja, Derecha, 5
9563186 Midline, Hoja, Derecha, 6
9563187 Midline, Hoja, Derecha, 7
9563188 Midline, Hoja, Derecha, 8
9563189 Midline, Hoja, Derecha, 9
9563190 Midline, Hoja, Derecha, 10
9563191 Midline, Hoja, Derecha, 11
9569525 RONGEUR P/PITUITARIA 4MM
9569536 ASA EN ARO PARA PITUITARIA, 4MM
9569559 SUCCIONADOR #12
9569560 RETRACTOR ANCHO P/SUCCIÓN
9569564 PITUITARIA ANGULADA HACIA ARRIBA 2MM
9569565 MICROPITUITARIA 2MM
9569566 PITUITARIA 2MM CON DIENTE
9569567 MICROPITUITARIA ANGULADA HACIA ARRIBA 2MM
9569568 TIJERAS CURVAS
9569569 PITUITARIA ANGULADA HACIA ABAJO 2MM
9569570 PITUITARIA ANGULADA HACIA ARRIBA 4MM
9569600 KERRISON EN BAYONETA, 1 MM, 40
9569601 KERRISON EN BAYONETA, 1 MM, 90
9569602 KERRISON EN BAYONETA, 2MM, 40
9569603 KERRISON EN BAYONETA, 2MM, 90
803-290 HOLT, SONDA PLANA





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7059353 LEGACY, 5.5 UAS BANDEJA IMPL. 3, TI
86945560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
8682003 5.5 RMAS MÓDULO - SS
8682004 6.5 & 7.5 RMAS MÓDULO - SS
8682005 M8 MÓDULO TAPÓN REDUCCIÓN - SS
8682006 M8 RMAS MÓDULO BANDEJA - SS
115-129 MÓDULO 5.5MM, LP CROSSLINK, TI
115-150P NAMEPLATE/PLACA INDICADORA, LP CROSSLINK, 5.5MM
115-166P NAMEPLATE/PLACA INDICADORA, LP CROSSLINK, 5.5MM, TI
115-891L TAPA, M8 MULTI-AX SCRW STAND TI
115-940 CAJA, VARILLAS FLEXIBLES 5.5MM, TI
125-100 CAJA, BASE-FUNDACIÓN
125-142 BANDEJA, UPPER M8 MULTI-AX SCR SM
125-143 BANDEJA, UPPER M8 MULTI-AX SCR SM
125-166 BANDEJA, LP CROSSLINK
165-100 MÓDULO, GANCHO PEDI M8 SS
165.126 MAS 5.5, MÓDULO CLAVOS, SS
170.025 CAJA M8 4.5, MODULO CLAVOS/ROSCADO 5.0MM, TI
170.125 CAJA M8, MODULO CLAVOS/ROSCADO 5.0MM, TI
170.126 170.126 BANDEJA CLAVOS
185.046 CAJA M8, PLATAFORMA BANDEJA CLAVOS
7030032 SONDA ROSCADA

7050031 SONDA ROSCADA MAS
7050032 SONDA ROSCADA FAS
9563215 MidLine Access, Bandeja Instr. (Core/Principal)
7050010L TAPA CAJA EXTERNA
7059225 CDHL 5.5 4.0-5.5 IMP BANDEJA I, TI
7059328L CDHL MAS 4.0-5.5 TAPA BANDEJA, TI
7059329L CDHL MAS 5.5-8.5 TAPA BANDEJA, TI
7574006L CDH LONGITUDE IMPL. TAPA BANDEJA
8115530 X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
8115531 X10 CROSSLINK®, TI 5.5,
8115534 X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
8115536 X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
7541133 HOOK, HOJA ANCHA INCLINADA, MEDIANO, TI
7541189 HOOK, HOJA ANGULADA, TORÁCICO, IZQUIERDO, TI
7068337 BANDEJA 2, SET INSTRUMENTAL 4.75 Sextant Bilateral
7068350 CDHS, MÓDULO MACHOS CANULADOS
7068386 BANDEJA 1, SET INSTRUMENTAL BILATERAL SEXTANT 4.75
7068393 TAPA 3 MÓDULO GANCHO
7068394 TAPA 4 MÓDULO GANCHO
185-072 BASE, ESTILO DOBLE FILTRO
7049472 LEGACY, BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHO 4.5
7049473 LEGACY, MÓDULO GANCHO 4.5, TI
7574000L CDH LONGITUDE, TAPA CAJA EXTERNA





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

808-575 TEMPLATE VARILLA, L=20"/50CM
8581901 SONDA ILIO-SACRA
8682010 BANDEJA INSTRUMENTAL REDUCCIÓN M8
8692009 MÓDULO TAPÓN REDUCCIÓN M8, SS
9563002 MIDLINE, ASA DE HOJA
9563061 MIDLINE , ENSAMBLE DE HOJAS, IZQUIERDA, 5
9563063 MIDLINE , ENSAMBLE DE HOJAS, IZQUIERDA, 7
9563065 MIDLINE, ENSAMBLE DE HOJAS, IZQUIERDA, 9
9563067 MIDLINE, ENSAMBLE DE HOJAS, IZQUIERDA, 11
9563160 MIDLINE , ENSAMBLE DE HOJAS, DERECHA, 4
9563162 MIDLINE , ENSAMBLE DE HOJAS, DERECHA, 6
9563164 MIDLINE , ENSAMBLE DE HOJAS, DERECHA, 8
9563166 MIDLINE , ENSAMBLE DE HOJAS, DERECHA, 10
9563213 Midline, Rótulo Instrumental Acceso OC
9563250 MidLine, bandeja Instrumental (Gen2)
9563303 ENSAMBLE RETRACTOR
176-530 CAJA, FRESA BASE ESTÉRIL
1850076 CAJA 1850076, CAJA EXTERNA GENÉRICA INDIVIDUAL
1850078 CAJA 1850078, CAJA EXTERNA GENÉRICA TRIPLE
1850093 ADAPTADOR FENESTRADO/BANDEJA IMPULSOR
1850094 TAPA BANDEJA GENÉRICA 3/4 (Greatbalch)
1850095 TAPA IMPLANTE METAL GENÉRICO

1850098 TAPA BANDEJA IMPLANTE
1850099 TAPA BANDEJA IMPLANTE GEÉRICO RADEL
1850401 SET R+OTULO-GANCHO
1850402 SET RÓTULO-INSTRUMENTAL 2
1850403 SET RÓTULO INSTRUMENTAL 1
1850404 SET RÓTULO - CROSSLINK
1850408 SET RÓTULO FAS
1850411 CDHS Sextant, RÓTULO CAJA EXTERNA SET INSTRUMENTAL
3990002 EJE ROSCADO INSERSOR LARGO
3990003 MANGUITO EXTERNO INSERSOR CORTO
3990004 EJE ROSCADO INSERSOR CORTO
3990008 PROBADOR Cam Spreader, CERO GRADO, 8MM
3990009 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 9MM
3990010 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 10MM
3990011 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 11 MM
3990012 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 12MM
3990013 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 13MM
3990014 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 14MM
3990015 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 15MM
3990016 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 16MM
3990017 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 17MM
3990050 Capstone, Bandeja p/Instrumental General de Control
3990051 Capstone, BANDEJA I Control Spreader





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

3990052 Capstone, BNDEJA 2, Asa y Control Spreader
3990056 Extractor con grapas
3990057 Ajustador
3990060 Asa T grande
3990070 Extractor de enrosque corto
3990071 Extractor de enrosque largo
3991000 Rótulo de Caja para Instrumental de Control General Capstone
3991001 Rótulo de Caja para probadores de Control Capstone
4000010 PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 10MM
400001 I PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 11 MM
4000012 PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 12MM
1855113 CDHS 4.75 VCM, RÓTULO SET INSTRUMENTAL
1859114 TAPA MÓDULO CONECTOR ILÍACO
1859115 MÓDULO CONECTOR ILÍACO
1859116 Sextant, RÓTULO IMPLANTE Y SET INSTRUM. OC
1859500 CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 1, RÓTULO EXTERNO
9563089 Midline , Hoja, Izquierda, 9
9563090 Midline , Hoja, Izquierda, 10
9563091 Midline , Hoja, Izquierda, 11
7974112 HORQUILLA LIBERACIÓN I6MM
7974113 HORQUILLA LIBERACIÓN I9MM
7974114 HORQUILLA LIBERACIÓN 22MM

7974115 HORQUILLA LIBERACIÓN 25MM
7975116 BLOQUE DE CARGA
8114505 4.75 CROSSLINK, HIERRO P/FLEXIÓN
820-555 PORTA PLACA/VARILLA 3/16"
8350293 SONDA LUMBAR
8350294 SONDA TORACICA
8350316 IMPULSOR BREAKOFF P/SET CLAVOS
8350322 OBTURADOR SET DE CLAVOS
8350394 MANGUITO PRIMARIO IMPULSOR
8360911 MARCADOR DE PEDÍCULO, CÓNICO, CON HEX., CORTO
8360912 MARCADOR DE PEDÍCULO, CÓNICO, CON CIL., CORTO
8670005 CABLEGUÍA 350 MM, AGUDO
8670010 PACK AGUJAS (BEV.BEV)
8682009 MÓDULO TAPÓN M8 P/REDUCCIÓN, SS
876-402 FLEXOR DE PLACAS
9074002 MARTILLO DE DOBLE CARA
9197002 MICRO IMPACTOR RECTO
9197003 MICRO IMPACTOR ANGULADO
9197004 MICRO IMPACTOR DE PUNTA ESFÉRICA
9197005 MICRO PUSHER
9197006 ASA PROBADOR
9197007 INSERSOR RECTO
9290725 PROBADOR RECTO, 7MM X 30MM





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

9290730 PROBADOR 15 GRADOS, 7MM X 30MM
9290825 PROBADOR RECTO, 8MM X 30MM
9290830 PROBADOR 15 GRADOS, 8MM X 30MM
9290925 PROBADOR RECTO, 9MM X 30MM
9290930 PROBADOR 15 GRADOS, 9MM X 30MM
9291025 PROBADOR RECTO, 10MM X 30MM
9291030 PROBADOR 15 GRADOS, 10M M X 30M M
9291125 PROBADOR RECTO, 11 MMX 30MM
9291130 PROBADOR 15 GRADOS, II MM X30MM
9291225 PROBADOR RECTO, 12MMX30MM
9291230 PROBADOR 15 GRADOS, I2MM X30MM
9291325 PROBADOR RECTO, 13MM X 30MM
9291330 PROBADOR 15 GRADOS, I3MM X 30MM
9291425 PROBADOR RECTO, 14MMX30MM
9291430 PROBADOR 15 GRADOS, 14MM X 30MM
9291525 PROBADOR RECTO, 15MMX30MM
9291530 PROBADOR 15 GRADOS, 15MM X 30MM
9296000 INSERSON
9296001 PUSHER ANTERIOR
9296003 CRESCENT, INSTRUMENTAL, BANDEJA I
9296004 CRESCENT, INSTRUMENTAL, BANDEJA 2
9296005 CRESCENT, INSTRUMENTAL, EXTERIOR

9296006 CRESCENT, INSTRUMENTAL, TAPA EXTERIOR
9296007 PUSHER DE PUNTA ESFÉRICA
92960081 CRESCENT, BANDEJA SUPLEMENTARIA
9296009 CRESCENT, TAPA EXTRA P/INSTRUMENTAL
9296010 PROBADOR DE LONGITUD, 7MM X 25MM
9296011 PROBADOR DE LONGITUD, 7MMX30MM
9296012 TORADOR 35 GRADOS
9296014 AJUSTADOR RECTO
9296097 HORQUILLA DE AJUSTE
9296098 AJSUTADOR CURVO
9296099 EXTRACTOR
9296100 CRESCENT, SET INSTRUMENTAL, BANDEJA 3
9297000 IMPACTOR RECTO
9297001 IMPACTOR ANGULAR
9297009 ASA PROBADOR
9359001 INSTRUMENTAL PEQUEÑO DE LIBERACIÓN
9359002 INSTRUMENTAL GRANDE DE LIBERACIÓN
9359003 IMPACTOR ÓSEO, PEQUEÑO
858-957 M8 REDUCTOR DE VARILLA
858-985 PORTA IMPLANTE LATERAL
858-987 REDUCTOR DE VARILLA, M8
858-988 BRAZO PALANCA REDUCTOR DE VARILLA LEVER, MS
858-989 REDUCTOR DE VARILLA, M8





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

858-989R M8 REDUCTOR DE VARILLA
7679019 SHILLA 4.5 CROSSLINK, TAPA CADDY
7679020 SHILLA 4.5, CADDY SET CLAVOS
7679021 SHILLA 4.5, TAPA CADDY SET DE CLAVOS
875-087 12MM , CLAVIJA P/DISTRACTOR
875-088 14MM , CLAVIJA P/DISTRACTOR
875-089 16MM , CLAVIJA P/DISTRACTOR
875-080 DISTRACTOR CUERPO VERTEBRAL, DERECHO
875-081 DISTRACTOR CUERPO VERTEBRAL, IZQUIERDO
875-090 IMPULSOR CLAVIJA DISTRACTOR
8756412 CLAVIJA ROSCADA
8756414 CLAVIJA ROSCADA
8756416 CLAVIJA ROSCADA
8756450 TUERCA
8756480 DISTRACTOR TRIMLINE DERECHO 2
8756481 DISTRACTOR TRIMLINE IZQUIERDO 2
8756490 IMPULSOR CLAVIJA DISTRACTOR
875-950 CAJA, DISTRACTOR TRIMLINE.
6212445 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 14X11X4/5
6212467 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 14X11X6/7
6212489 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 14X11X8/9
6212645 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 16X14X4/5

6212667 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 16X14X6/7
6212845 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 18X16X4/5
6212867 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 18X16X6/7
6213010 EJE INTERNO ROSCADO
6213020 INSEROR EXTERNO ROSCADO
6213045 LIMITADOR DE PROFUNDIDAD, 4/5
6213067 LIMITADOR DE PROFUNDIDAD, 6/7
6213089 LIMITADOR DE PROFUNDIDAD, 8/9
6214010 CAJA EXTERNA
6214020 TAPA CAJA EXTERNA

Fabricante (6)

PN121000 Eigr TMSistema de iluminación para cirugía

Fabricantes: (4), (7)

G109800 Limitador de torque o de par con tapa para impacto

G900000 Asa para trinquete

G900100 Asa T para trinquete

Fabricante: (8)

9569571 Forcep Bipolar angulado


9569572 Forcep Bipolar recto

9569574 Forcep recto corto

9569690 Forcep recto corto, mas fino

9560573 Cable bipolar tapon, 2 clavijas

955-576 Cable bipolar, tapón plano/ 2 tapones banana





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 80100053 Cable bipolar tapon, 2 clavijas/Tapon Valleylab
- 80100043 Cable bipolar tapon, 2 clavijas/Tapón Martin
- 80100023 Cable bipolar tapon, 2 clavijas/ Tapón ERBE
- 80100063 Cable bipolar tapon, 2 clavijas/ CMC CODMANN

Fabricante (5)

6525 LLAVE DE TORSIÓN

- 7480146 ASA, LÍMITE DE TORSIÓN
- 7486146 ASA, LÍMITE DE TORSIÓN, 110 LBIN
- 7967029 SYPERT, RONGEUR 14 1/2"
- 9098120 Egg Quick Connect ASA - TRINQUETE
- 9960106 UNIVERSAL QUICK CONN DK-BLUE (sic)
- 6956200R ASA, LÍMITE DE TORSIÓN, 18IN-LB
- 808-528 CORTA VARILLA, MANUAL
- 836-009 Q/C, ASA T P/TRINQUETE
- 836-010 Q/C, ASA UNIVERSAL
- 836-012 Q/C, ASA FIJA OVALADA/OVOIDE
- 836-013 Q/C, ASA FIJA P/DESTORNILLADOR
- AP211001 A-PLR, NDL NOSE (Pinza)
- BC10001 CASE, BOT. (Caja)
- CD101001 DVR ASY, SDL 5mm (Ensamble Impulsor)
- CD101002 DVR ASY, SDL 6mm (Ensamble Impulsor)
- CD101003 DVR ASY, SLV NUT(Ensamble Impulsor)

5484306 MANGUITO DE CIERRE PARA DESTORNILLADOR 4.75
5484307 ENSAMBLE REDUCTOR DE VARILLA 4.75 MM - G5
5484308 LLAVE DE CARRACA 4.75
5484309 PINZAS P/COMPRESIÓN 4.75
5484310 TRANSDUCTOR ARTICULADO PARA 4.75 - DERECHO
858-990 LLAVE DE CARRACA M8
8670000 SEXTANT, TROCAR QUICK CONNECT
8670001 SEXTANT, CABLEGUÍA, ROMO
8670002 SEXTANT, CABLEGUÍA, AGUDO
CD201006 DVR ASY, 11mm (12 PT) HEX (Ensamble Impulsor)
CD201007 DVR ASY, 13.8mm FEM HEX (Ensamble Impulsor)
CD201008 DVR ASY, CAP NUT RMVL(Ensamble Impulsor)
EX103128 EXTN, 1/4 SQ DR/LOK 8.0" (Extensor)
HD2010984 DVR, HEX ML 2.5mm (Impulsor, hexagonal)
HD2011094 DVR, HEX ML 7/64" (Impulsor, hexagonal)
HD2011181 DVR, HEX ML 3.0mm (Impulsor, hexagonal)
HD2011250 DVR, HEX ML 1/8" (Impulsor, hexagonal)
HD2011378 DVR, HEX ML 3.5mm (Impulsor, hexagonal)
HD2011563 DVR, HEX ML 5/32" (Impulsor, hexagonal)
HD2011772 DVR, HEX ML 4.5mm (Impulsor, hexagonal)
HD2011875 DVR, HEX ML 3/16" (Impulsor, hexagonal)
HD2011969 DVR, HEX ML. 5.0mm (Impulsor, hexagonal)
HD2012188 DVR, HEX ML 7/32" (Impulsor, hexagonal)





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

HD2012500 DVR, HEX ML 1/4" (Impulsor, hexagonal)
HD2012756 DVR, HEX ML 7.0mm (Impulsor, hexagonal)
HD2021250 DVR, HEX FEM 1/8" (Impulsor, hexagonal)
HD2021563 DVR, HEX FEM 5/32" (Impulsor, hexagonal)
HD2021875 DVR, HEX FEM 3/16" (Impulsor, hexagonal)
HD2021969 DVR, HEX FEM 5.0mm (Impulsor, hexagonal)
HD2022188 DVR, HEX FEM 7/32" (Impulsor, hexagonal)
HD2022362 DVR, HEX FEM 6.0mm (Impulsor, hexagonal)
HD2022500 DVR, HEX FEM 1/4" (Impulsor, hexagonal)
HD2022756 DVR, HEX FEM 7.0mm (Impulsor, hexagonal)
HD2023125 DVR, HEX FEM 5/16" (Impulsor, hexagonal)
HD2023150 DVR, HEX FEM 8.0mm (Impulsor, hexagonal)
HD2023543 DVR, HEX FEM 9.0mm (Impulsor, hexagonal)
HD2023750 DVR, HEX FEM 3/8" (Impulsor, hexagonal)
HD2023937 DVR, HEX FEM 10.0mm (Impulsor, hexagonal)
HD2024375 DVR, HEX FEM 7/16" (Impulsor, hexagonal)
HD2025000 DVR, HEX FEM 1/2" (Impulsor, hexagonal)
HD203T20 DVR, HEXLB ML T20 (Impulsor c/Hexalóbulo)
HD203T25 DVR, HEXLB ML T25 (Impulsor c/Hexalóbulo)
HD203T30 DVR, HEXLB ML T30 (Impulsor c/Hexalóbulo)
HD203T40 DVR, HEXLB ML T40 (Impulsor c/Hexalóbulo)
HR1011575 RMR, HOL 4.0mm (Escariador)

HR1011969 RMR, HOL 5.0mm (Escariador)
HR1012362 RMR, HOL 6.0mm (Escariador)
HR1012756 RMR, HOL 7.0mm (Escariador)
HR1013150 RMR, HOL 8.0mm (Escariador)
LC10004 LID, CASE DANEK (Tapa p/Caja)
MP202000-EM-PRP, 1/4" SQ DR GRA O-G
RS101006 EXTR, 2.5mm SCR (Extractor)
RS101007 EXTR, 3.0mm SCR (Extractor)
RS101008 EXTR, 3.5mm SCR (Extractor)
RS2011575 RMVR, BRKN SCR 4mm (Removedor)
RS2011969 RMVR, BRKN SCR 5mm (Removedor)
RS2012362 RMVR, BRKN SCR 6mm (Removedor)
RS2012756 RMVR, BRKN SCR 7mm (Removedor)
RS2013150 RMVR, BRKN SCR 8mm (Removedor)
TB10004 TRAY, BOT DANEK (Bandeja)
TC104000 C-TORQ, AXL DBL .25 (Torque)
TC104002 C-TORQ, AXL SGL .25 (Torque)
TR223000-ERICH, CMF-T 1/4 SQ DR
1110004 TRAY, TOP EVOL DANEK (Bandeja)
VVB101007 WR, OE 1/4-3/8
WB101009 WR, OE 7/32-9/32

Medtronic, Instrumental utilizable Fabricantes (2), (4)





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 1850077 CASE 1850077, CAJA EXTERNA GENÉRICA DOBLE
- 1850079 LID 1850079, APA EXTERNA GENÉRICA
- 5584119 Offset PORTA IMPLANE, L5.5/6.0
- 5584317 5.5/6.0, EMPUJA GANCHO AUTO-FIJANTE
- 5584418 5.5/6.0, EMPUJA GANCHO PARA PORTA-IMPLANTE
- 7069080 BANDEJA INSTRUMENTAL, GANCHOS SOLERA 5.5/6.0 US/EU
- 7069082 MÓDULO, IMPLANTE GANCHOS SOLERA, 5.5/6.0 US
- 7069084 MÓDULO, TAPA, GANCHOS SOLERA, 5.6/6.0 US
- 7480211 PORTA IMPLANTE LATERAL TRAD(sic)
- 7480220 ELEVADOR ANCHO LAMINAR

- 7068402 CDHS, TAPA MÓDULO MACHO CANULADO
- 7068403 MÓDULO SET CLAVOS EXTRA 4.75 Standalone
- 7068405 TAPA MÓDULO SET CLAVOS EXTRA 4.75 Breakoff
- 7068406 CDHS, BANDEJA VARILLA 4=4-75mm Degen.
- 7068407 CDHS, SET RÓTULOS VARILLA 4.75 Degen.
- 7068408 CDHS, BANDEJA INSTRUM. SECUENCIAL 4.75 P/REDUCC.
- 7068500 CDHS, BANDEJA CLAVOS 4.75 MAS PEQUEÑOS
- 7068501 CDHS, BANDEJA INFERIOR 4.75 MAS PEQUEÑOS
- 7068502 CDHS, BANDEJA CLAVOS 4.75 MAS MEDIANOS
- 7068503 CDHS, BANDEJA INFERIOR CLAVOS 4.75 MAS MEDIANOS
- 7068504 CDHS, BANDEJA CLAVOS 4.75 MAS GRANDES

7068505 CDHS, BANDEJA CLAVOS 4.75 RMAS
7068506 CDH Solera, BANDEJA INSTRUM. CLAVOS 4.75 P/REDUCCIÓN
7068507 CDHS, MÓDULO SET CLAVOS 4.75 RMAS
7068508 CDHS, TAPA MÓDULO SET CLAVOS 4.75 RMAS
7068509 CDHS, BANDEJA CLAVOS 4.75 FAS
7068510 CDHS, BANDEJA INFERIOR CLAVOS 4.75 FAS
7068512 CDHS, TAPA MÓDULO EXTRA 4.0 MAS
7068513 CDHS, MÓDULO EXTRA 6.0
7068514 CDHS, TAPA MÓDULO EXTRA 6.0 MAS
7068515 CDHS, MÓDULO EXTRA 63-7.5 MAS
7068516 CDHS, TAPA MÓDULO EXTRA 6.5-7.5 MAS
7068517 CDHS, BANDEJA VARILLA EXPANDIDA = 4.75mm
7068518 CDHS, MÓDULO SET CLAVOS = 4.75mm
7068519 CDHS, TAPA MÓDULO SET CLAVOS =4.75mm
7068520 CDHS, BANDEJA 1 SUPERIOR INSTR- DEFORM. 4.75
7068521 CDHS, BANDEJA 2 INFERIOR, INSTR. DEFORM. 4.75
7068522 CDHS, BANDEJA 3 SUPERIOR, INSTRUM. DEFORM. 4.75
7080920 MACHO 4.0 X 13MM
7080921 PORTA PLACA
7080930 IMPULSOR LOCKSCREW, CRUCIFORME
7081932 UNIVERSAL ACP INSTRUMENT SET, CAJA EXTERNA P/SET
7082005 UNIVERSAL ACP INSTR, BANDEJA INTERNA P/SET
7082105 UNIVERSAL ACP INSTR SET - PIN, TAPA CADDY CLAVIJAS SET





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7480730 RÓRULO CAJA EXTERNA FENESTRADA
7480910 DESTORNILLADOR ILIO SACRAL 10 GRADOS
7480920 DESTORNILLADOR ILIO SACRAL 20 GRADOS
7480931 CLSD MAS DRIVER SELF-RETAINING/IIMPULSOR CON AUTO-RETÉN
7484150 LLAVE DE CARRACA, L4.5
7674444 DESTORNILLADOR 4.5 MULTI-AXIAL
7679001 SHILLA Instrumental BANDEJA 1 - Caja 3
7679002 SHILLA Instrumental BANDEJA 2 - Caja 3
7679003 SHILLA 4.5, Rótulo Caja Externa - Caja 3
7679004 SHILLA Instrumental, BANDEJA I - Caja 4
7679005 SHILLA Instrumental, BANDEJA 2 - Caja 4
7679006 SHILLA 4,5 Rótulo Caja Externa - Caja 4
9359513 PROBADOR 13MM
9359516 PROBADOR 16MM
9359519 PROBADOR 19MM
9359522 PROBADOR 22MM
9359525 PROBADOR 25MM
9359904 IMPACTOR ÓSEO, GRANDE
9391300 AJUSTADOR 9391300 IN SITU
9396001 BANDEJA - Instrumental, BANDEJA 1 - T2 ALTITUDE
9396002 BANDEJA - Instrumental, BANDEJA 2 - T2 ALTITUDE
5484315 FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDA 4.75

7069018 CDHS 53/6.0 4=53-6.5 MAS, MODULO I INFERIOR
7069019 CDHS 53/6.0= 6.5 MAS, MÓDULO 2 INFERIOR
7069020 CDHS 5.5/6.0 =6.5-73 MAS, MÓDULO 3 INFERIOR
7069021 CDHS 5.5/6.0 =8.5-9.5 MAS, BANDEJA IMPL. Y MACHOS
7069025 CDHS 5.5/6.0 +4.5-7.5 FAS, BANDEJA IMPL. SUPERIOR
7069026 CDHS 5.5/6.0 =4.5-7.5 FAS, BANDEJA INFERIOR IMPL.
7069030 CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 3, BANDEJA SUPERIOR
7069031 CDHS 5.5mm, BANDEJA VARILLAS PRE-DOBLADAS
7069032 CDHS 5.5mm, MODULO SET CLAVOS
7069033 CDHS 5.5/6.0, TAPA MÓDULO SET CLAVOS
7069034 CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 3 , BANDEJA INFERIOR
7069036 CDHS 5.5/6.0 , BANDEJA INFERIOR BANDEJA VARILLAS 500mm
7069037 CDHS 5.5/6.0 , BANDEJA SUPERIOR BANDEJA VARILLAS 500mm
7069038 CDHS 5.5/6.0, CADDY SET DE CLAVOS
7069039 CDHS 5.5/6.0, TAPA CADDY SET DE CLAVOS
7069041 CDHS 5.5/6.0, BANDEJA INSTRUM. P/REDUCCIÓN
7069045 CDHS 5.5/6.0 RMAS, MODULO SET CLAVOS
7069046 CDHS 5.5/6.0 RMAS. TAPA MÓDULO SET DE CLAVOS
7069047 CDHS 5.5/6.0 MAS, MÓDULO 3 INFERIOR EXTRA
7080510 PUNTA DE BROCA ESTÉRIL, 11 MM
7080901 IMPULSOR DE CLAVIJE SOSTÉN DE PLACA
7080902 CLAVIJA SOSTÉN DE PLACA
7080903 GUÍA BROCA FIJA





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7080904 GUÍA BROCA VARIABLE
7080906 LEZNA UNIVERSAL
7080907 DESTORNILLADOR HEXAGONAL 25
7080911 LEZNA DE ÁNGULO FIJO
7080918 IMPULSOR DE CIERRE DE PUNTA ESFÉRICA
7080919 HERRAMIENTA DE REMOCIÓN ROSCADA/DE CLAVOS
84674H DESTORNILLADOR P/REMOCIÓN T20/T25
84675H ASA PLANA P/DESTORNILLADOR
84676H GUÍA CONECTOR ILIO-SACRA
84681H ENSAMBLE IMPULSOR GANCHO
84682E GUÍA INTRODUCCIÓN TAPÓN - DERECHA
84687E IMPULSOR DE TAPÓN PROVISORIO
84689E PORTA IMPLANTE LATERAL
84692E DISPARADOR DE TAPÓN/DTT
84693E DISPARADOR DE SET CLAVOS P/TAPÓN
84697H INTRODUTOR TRASDUCTOR TAPÓN
84699LH FLEXOR IN SITU IZQUIERDO
84699RH FLEXOR IN SITU DERECHO
84777H PULSA GANCHO CAUTIVO PARA 6.35
84781H ENSAMBLE PULSA GANCHO
84782H INTRODUTOR DE TAPÓN PARA VARILLA 6.35
84799LH FLEXOR IN SITU IZQUIERDO

84799RH FLEXOR IN SITU DERECHO

85603SUJETA VARILLA

8570525 LP. CROSSLINK, FLEXOR DE PLACAS

8572001 SPREADER CURVO PARA VARILLAS 4.5mm

8572003 PULSA GANCHO, VARILLA 4.5mm

8572004 PINZAS COMPRESIÓN PARA VARILLAS 4.5mm

8572005 PORTA IMPLANTE RECTO

8572045 6.0mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA GRIS

8572046 6.5mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA AZUL

8572102 SONDING/SENSOR, SONDA, 2MM

858-950 DESTORNILLADOR FIJO M8, 5.5MM

858-952 GUÍA ALINEACIÓN SET CLAVOS PARA M8

CD101004 DVR ASY, CLSD 2-PRONG (Ensamble Impulsor)

CD101005 DVR ASY, 3-LOK CORIN (Ensamble Impulsor)

CD101006 DVR ASY, CP NUT PENTALOBE (Ensamble Impulsor)

CD101008 DVR ASY, BL MED .20x.045 (Ensamble Impulsor)

CD101010 DVR ASY, CRCFM (Ensamble Impulsor)

7069016 CDHS 5.5/6.0 = 5.5-73 MAS, BANDEJA SUPERIOR IMP.

7069017 CDHS 5.5/6.0 = 5.5-7.5 MAS, BANDEJA INFERIOR IMPL.

7049473T LEGACY, TAPA MÓDULO GANCHO 4.5, TI

C6905 SONDA, ESFERA FIRME, 2MM

C6906 MARCADOR, REDONDO, IZQUIERDO, CON VARILLA 35MM

C6907 MARCADOR CUADRADO, DERECHO, CON VARILLA 35MM





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

| | |
|----------|---|
| C6908 | ASA, MARCADOR DE CIERRE |
| 185.04 | SONDA ROSCADA 7 M8 |
| 115-163 | MÓDULO, MINI TAPÓN TI-M8 |
| 857202 | 1 L. P. CROSSLINK, TEMPLATEPLACA, VARILLA 4.5mm |
| 869101 | Inline, CROSSLINK, Portador |
| 115-92IL | TAPA, BANDEJA M8 |
| 8380001 | TAPA MÓDULO TAPONES Non-Breakoff M8, SS |
| 8380002 | BASE MÓDULO TAPONES Non-Breakoff M8, SS |
| 8380003 | TAPA CADDY SET CLAVOS TAPONES Non-Breakoff M8, SS |
| 8480000 | CADDY SET CLAVOS TAPONES Non-Breakoff M8 |
| 8480001 | TAPA MÓDULO TAPONES Non-breakoff M8, TI |
| 8480002 | BASE MÓDULO TAPONES Non-Breakoff M8, TI |
| 8480003 | TAPA CADDY SET TAPONES Non-Breakoff M8, TI |
| 7022204 | LEGACY ILIAC, BANDEJA INSTRUMENTAL |
| 7023110L | LEGACY ILIAC, TAPA EXTERNA CMAS |
| 7023130 | LEGACY ILIAC, MÓDULO SET CLAVOS |
| 7029931 | CLAVOS PROBADOR ILIACO 10 GRADOS |
| 7042201 | TAPA EXTERNA, TOTALMENTE ROSCADA, TI |
| 7043100 | LEGACY ILIAC, TI, CMAS EXTERNA CS |
| 7043135L | LEGACY ILIAC, TAPA MÓD. SET CLAVOS, T1 |
| 4000016 | PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 16MM |
| 4000017 | PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 17MM |

4010010 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 10MM
4010011 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 11 MM
4010012 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 12MM
4010013 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 13MM
4010014 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 14MM
4010015 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 15MM
4010016 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 16MM
4010017 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 17MM
4020013 PROBADOR Cam Spreader, 18 GRADOS, 13MM
4020014 PROBADOR Cam Spreader, 18 GRADOS, 14MM
4020015 PROBADOR Cam Spreader, 18 GRADOS, 15MM
4020016 PROBADOR Cam Spreader, 18 GRADOS, 16MM
4020017 PROBADOR Cam Spreader, 18 GRADOS, 17MM
43000000 VALIJA GRANDE (GENÉRICA)
5480004V T-25 P/REMOCIÓN DE PUNTA ESFÉRICA
5480131V IMPULSOR PROVISORIO HEXAGONAL 6.35
5480140V IMPULSOR AJUSTABLE
5484113 IMPULSOR DOBLADO T-25
5484147 IMPULSOR INDICADOR DE TORQUE PARA G5 4.75
5484211 PORTA IMPLANTE LATERAL TRADICIONAL
5484216 PORTA IMPLANTE RECTO
5484217 PORTA IMPLANTE AUTO-RETENCIÓN 4.75
5484219 PORTA IMPLANTE, OFFSET, L4.75





*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT*

5484231 IMPULSOR DE GANCHO 4.75
5484235 IMPULSOR DE VARILLA 4.75
5484285 LLAVE ROTACIÓN DE VARILLA
5484301 4.75 - POSICIONADOR DE CABEZA
5484302 DISPARADOR DE TAPONES CON EXTREMO PROVISORIO
P/IMPULSOR
5484303 SUJETA VARILLA 4.75
5484304 MANGUITO DE REDUCCIÓN SECUENCIAL
170.225 MÓDULO CLAVOS 6.5/7.5mm, Ti
810-525 LOW PRFL CRSLNK PLT BENDER/FLEXOR PLACAS
8680052 M8 MAS, DESTORNILLADOR
858-957 M8, REDUCTOR DE VARILLA
9560421 METRx, DILATADOR,
9561426 METRx, DILATADOR,
9561427 METRx, DILATADOR,
9561428 METRx, DILATADOR,
9560429 METRx, DILATADOR,
9560430 METRx, DILATADOR,
9560431 METRx, DILATADOR,
9560432 METRx, DILATADOR,
7480221 LAMINER, ELEVADOR ANGOSTO
7575306 GUÍA PARA AGUJAS

7480225 BUSCA PEDÍCULO
7484225 BUSCA PEDÍCULO
7350112 SONDA
7575307 RADIOLUCENT, GRAPA
7480175 SUJETA VARILLA
7480126 INTRODUTOR DE VARILLA
7484126 INTRODUTOR DE VARILLA, 4.5MM
7480235 EMPUJA VARILLA
858-988 BRAZO PALANCA REDUCTOR VARILLA, MS
7480134 REDUCTOR DE VARILLA, VARILLA 5.5, CORTO
7486134 REDUCTOR DE VARILLA, VARILLA 6.35, CORTO
7484134 REDUCTOR DE VARILLA, L4.5
7575312 SEÑALADOR TEMPLATE VARILLA
7480104 LESNA REDONDA, ASA INLINE

El sistema CD Horizon se compone de:

CDH M8

CDH Legacy 3.5, 4.5, 5.5, 6.35

CDH Solera 4.75

CDH Sextant

CDH Longitude

MAST Quadrant

Detalles de códigos:

CD HORIZON®, SISTEMA ESPINAL (1), (2),(3), (4)





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

7225540 ✓ CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
7225545 ✓ CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
7225550 ✓ CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
7226535 ✓ CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
7226540 ✓ CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
7226545 ✓ CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
7226555 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
8670003 SEXTANT Q/C, SONDA P/PEDÍCULO
8670030 SEXTANT, TROCAR VARILLA
7575311 TEMPLATE VARILLA TEMPORARIO
7484147 IMPULSOR T25, QUICK-CONNECT
7570088 IMPULSOR REMOCIÓN T-27
7480114 DESTORNILLADOR AHUSADO, HEXAGONAL
7480220 ELEVADOR LAMINAR ANCHO
7570020 LEGACY ATTACHMENT, IMPULSOR
1854102 CDHS4.75, BANDEJA SUPERIOR IMPLANTE DEGENERAT.
7059510 BANDEJA IMPLANTE TORNILLO ÓSEO CORTICAL, SUPERIOR
7068586 MÓDULO IMPLANTE TORNILLO CORTICAL
7049438 TAPA GENÉRICA P/MÓDULO GANCHOS LEGACY, 4.5
7049450 LEGACY, CAJA EXTERNA 4.5 FAS, TI
7049451 LEGACY, BANDEJA P/IMPLANTE 4.5 FAS (1 DE 2), TI
7049452 LEGACY, BANDEJA P/IMPLANTE 4.5 FAS (2 DE 2), TI

7049453 LEGACY, BANDEJA P/INSTRUMENTAL 4.5 FAS
7049470 LEGACY, CAJA EXTERNA P/GANCHO 4.5, TI
7049471 LEGACY, BANDEJA IMPLANTE GANCHO 4.5, TI
7059325L CDHL DEGEN MAS, TAPA BANDEJA IMPL.
7059327L CDHL, TAPA BANDEJA IRROMPIBLE, TI
7059341L CDHL DEF MAS, TAPA BANDEJA IMPL., TI
7059351 LEGACY 5.5, BANDEJA IMPL. 1, TI
7059351L LEGACY 5.5, TAPA IMPL. , TI
9563083 MIDLINE, WEITLANER
7679007 SHILLA Instrumental, BANDEJA I - Caja 5
7679008 SHILLA Instrumental, BANDEJA 2 - Caja 5
7679009 SHILLA Instrumental, BANDEJA 3 - Caja 5
7679010 SHILLA 4.5, Rótulo Caja Externa - Caja 5
7679011 SHILLA Instrumental, BANDEJA 1 - Caja 6
7679012 SHILLA 4.5, Rótulo Caja Externa - Caja 6
7679013 SHILLA 4.5 FAS, RÓTULO IMPLANTE - CAJA 1
7679014 SHILLA 4.5 FAS, IMPLANTE, BANDEJA 1
7679015 SHILLA4.5 MAS, IMPLANTE, RÓTULO CAJA 1
7679016 SHILLA4.5, BANDEJA IMPLANTE
7679017 Shilla 4.5 Imp/Insi BANDEJA
7679018 SHILLA 4.5 CROSSLINK, CADDY
CD201002 DVR ASY, OCTAGON (Ensamble Impulsor)
CD201003 DVR ASY, AESCULAP (Ensamble Impulsor)





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

CD201004 DVR ASY, ANCHOR SCR (Ensamble Impulsor)

75475530 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75475535 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75475540 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75475545 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75475550 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75475555 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75476530 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75476535 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75476540 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75476545 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75476550 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75476555 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75477530 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75477535 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75477540 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75477545 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75477550 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

75477555 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

Período de vida útil: Tornillos recubiertos con HA: 5 (cinco) años; Barras CD

HORIZON LEGACY PEEK: 5 (CINCO) AÑOS

Condición de uso: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

Lugar/es de elaboración: Fabricante nro. 1

MEDTRONIC Sofamor Danek Deggendorf GmbH, Werftstr 17,, 94469,
Deggendorf, Alemania

Fabricante nro. 2

Warsaw Orthopedic, Inc (aka-Medtronic Sofamor Danek Manufacturing), 2500
Silveus Crossing Warsaw,, IN 46582,, Estados Unidos

Fabricante nro. 3

MEDTRONIC Puerto Rico Operations Co., Humacao, Road 909, Km.0.4 Bo Barrio
Mariana, Humacao,, Puerto Rico 00792, 216, Sin especificar, Puerto Rico

Fabricante nro. 4

MEDTRONIC Sofamor Danek USA, Inc., 4340 Swinnea Road,, Memphis,, TN
38118, Estados Unidos, 84, Sin especificar, Estados Unidos

Fabricante nro. 5

Tecomet Inc, 5307 95th Avenue,, Kenosha, WI 53144,, Estados Unidos, 84, Sin
especificar, Estados Unidos

Fabricante nro. 6

Invuity, Inc, 39 Stillman Street, San Francisco,, CA 94107,, Estados Unidos, 84,
Sin especificar, Estados Unidos

Fabricante nro. 7

Gauthier Biomedical, Inc, 2221 Washington Street,, Grafton,, wi 53024, Estados
Unidos, 84, Sin especificar, Estados Unidos





Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

Fabricante nro. 8

Günter Bissinger Medizintechnik GmbH, Hans-Theisen-Str.1,, D-79331 Teningen,,
Alemania, 27, Sin especificar, Alemania

Se extiende a Medtronic Latin America Inc el Certificado de Autorización e
Inscripción del PM-1842-301, en la Ciudad de Buenos Aires, a
14 SEP 2015
....., siendo su vigencia por cinco (5) años a contar de la fecha
de su emisión.


DISPOSICIÓN Nº

7340

↓

Ing ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

7340



PROYECTO DE RÓTULO

Fabricado por

MEDTRONIC Sofamor Danek Deggendorf GmbH y/o
Werftstr 17, 94469 Deggendorf, Alemania

Warsaw Orthopedic, Inc (aka-Medtronic Sofamor Danek Manufacturing) y/o
2500 Silveus Crossing Warsaw, IN 46582, Estados Unidos

MEDTRONIC Puerto Rico Operations Co., Humacao y/o
Road 909, Km.0.4 Bo Barrio Mariana, Humacao, Puerto Rico 00792

MEDTRONIC Sofamor Danek USA, Inc. y/o
4340 Swinnea Road, Memphis, TN 38118, Estados Unidos

Tecomet Inc y/o
5307 95th Avenue, Kenosha, WI 53144, Estados Unidos

Invuity, Inc y/o
39 Stillman Street, San Francisco, CA 94107, Estados Unidos


Gauthier Biomedical, Inc y/o
2221 Washington Street, GrAFTON, wi 53024, Estados Unidos

Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Str.1, D-79331 Teningen, Alemania

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Domicilio Fiscal / comercial: Fondo de la Legua 1044, 2º piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro


Tel. +54-11-4898 5700



Sistema de implantes e instrumental para columna vertebral CD HORIZON® -**Implantes**

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



Dispositivos Implantables

Contenido: 1 unidad por envase

CONDICIÓN DE VENTA: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

El Sistema de implantes para columna vertebral CD HORIZON® es suministrado NO ESTERIL a menos que se indique lo contrario en la etiqueta del producto.

Los tornillos con recubrimiento de HA, son estériles, ESTERILIZADOS por rayos gamma.

Las barras CD HORIZON® LEGACY™ PEEK, son estériles, ESTERILIZADAS por Óxido de Etileno.

LOTE N°

FECHA DE VENCIMIENTO (solo estériles)

Todos los productos implantables del Sistema CD Horizon® están indicados para **UN SOLO USO**


No reutilizar. No utilizar si el envase está dañado.

Lea las Instrucciones de Uso.


DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-301


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7350



PROYECTO DE RÓTULO

Fabricado por:

MEDTRONIC Sofamor Danek Deggendorf GmbH y/o
Werftstr 17, 94469 Deggendorf, Alemania

Warsaw Orthopedic, Inc (aka-Medtronic Sofamor Danek Manufacturing) y/o
2500 Silveus Crossing Warsaw, IN 46582, Estados Unidos

MEDTRONIC Puerto Rico Operations Co., Humacao y/o
Road 909, Km.0.4 Bo Barrio Mariana, Humacao, Puerto Rico 00792

MEDTRONIC Sofamor Danek USA, Inc.
4340 Swinnea Road, Memphis, TN 38118, Estados Unidos

Importado por **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**

Domicilio Fiscal / comercial: Fondo de la Legua 1044, 2º piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro
Tel. +54-11-4898 5700



Sistema de implantes e instrumental para columna vertebral CD HORIZON® -**Instrumental**

Instrumental:

Contenido: Contenido: 1 unidad por envase

CONDICIÓN DE VENTA: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

SERIE Nº
PRODUCTO MEDICO REUTILIZABLE
NO ESTERIL

Lea las Instrucciones de Uso.
DT: Andrea Valentina Rodriguez, Farmacéutica M.N. 14045
AUTORIZADO POR LA ANMAT/ PM-1842-301

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC



7340



PROYECTO DE INSTRUCCIONES DE USO

Fabricado por:

MEDTRONIC Sofamor Danek Deggendorf GmbH
Werftstr 17, 94469 Deggendorf, Alemania

Warsaw Orthopedic, Inc (aka-Medtronic Sofamor Danek Manufacturing)
2500 Silveus Crossing Warsaw, IN 46582, Estados Unidos

MEDTRONIC Puerto Rico Operations Co., Humacao
Road 909, Km.0.4 Bo Barrio Mariana, Humacao, Puerto Rico 00792

MEDTRONIC Sofamor Danek USA, Inc.
4340 Swinnea Road, Memphis, TN 38118, Estados Unidos

Tecomet Inc
5307 95th Avenue, Kenosha, WI 53144, Estados Unidos

Invuity, Inc
39 Stillman Street, San Francisco, CA 94107, Estados Unidos

Gauthier Biomedical, Inc
2221 Washington Street, GRAFTON, wi 53024, Estados Unidos

Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Str.1, D-79331 Teningen, Alemania

Importado por : **MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.**
Domicilio Fiscal / comercial: Fondo de la Legua 1044, 2º piso (B1640EDP) Martínez, Partido de San Isidro
Tel. +54-11-4898 5700



Sistema de implantes e instrumental para columna vertebral CD HORIZON®
Ver anexo 1 con el detalle de modelos.

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.





Implantables

Contenido: 1 unidad por envase

Instrumental:

Contenido: 1 unidad por envase.

CONDICIÓN DE VENTA: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

El Sistema de columna vertebral CD Horizon cuenta con implantes e instrumental, los implantes para columna vertebral CD HORIZON® son-suministrados NO ESTERIL a menos que se indique en la etiqueta del producto.

Los tornillos con recubrimiento de HA, son estériles, ESTERILIZADOS por rayos gamma.

Las barras CD HORIZON® LEGACY™ PEEK, son estériles, ESTERILIZADAS por Óxido de Etileno.

LOTE N° o SERIE N°

FECHA DE VENCIMIENTO (solo para estériles)

Todos los productos implantables del Sistema CD Horizon® están indicados para **UN SOLO USO**

No utilizar si el envase está dañado.

Lea las Instrucciones de Uso.

DT: Andrea Valentina Rodríguez, Farmacéutica M.N. 14045

AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-1842-301

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO:

El sistema vertebral CD HORIZON® consta de una serie de barras, ganchos, tornillos, placas CROSSLINK®, grapas y elementos de conexión de diferentes formas y tamaños, así como componentes para implantes de otros sistemas vertebrales de Medtronic, que pueden anclarse firmemente en diferentes configuraciones, y cuya estructura se construye a medida para cada caso concreto.

El sistema vertebral CD HORIZON®, está pensado para la fijación posterior/no cervical como complemento a la fusión para las siguientes indicaciones: enfermedad discal degenerativa (definida

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC

como dolor de espalda de origen disco génico con degeneración del disco confirmada por el historial del paciente y por estudios radiográficos), espondilolistesis, traumatismo (es decir, fractura o dislocación), estenosis vertebral, alteraciones de la estática vertebral (p. ej. escoliosis, cifosis o lordosis); tumor; pseudoartritis y/o fracaso de una fusión previa.

A excepción de los ganchos, cuando se utiliza como un sistema lumbar/torácico, el sistema vertebral CD HORIZON® también puede utilizarse para las mismas indicaciones como un complemento a la fusión.

En los casos no pediátricos pueden utilizarse con el sistema vertebral CD HORIZON algunos componentes para implantes de otros sistemas vertebrales de Medtronic.

Pacientes Pediátricos

En los pacientes pediátricos se puede utilizar un subconjunto de componentes del sistema vertebral CD HORIZON® para la fijación posterior de tornillos pediculares. Estas estructuras pueden estar compuestas de una serie de barras (variando en diámetro de 3,5 mm a 6,35 mm), ganchos, tornillos, placas CROSSLINK® y componentes de conexión de distintos tamaños y formas. Al igual que los implantes CD HORIZON® empleados en los casos de adultos, estos componentes pueden fijarse con rigidez suficiente adoptando diversas configuraciones para adaptarse a cada caso individual.

Se excluye específicamente el uso de los barras PEEK, las placas SPIRE™, las grapas de aleación con memoria de la forma, pernos DYNALOKR y tornillos y arandelas TSRHR en los pacientes pediátricos.

Todos los tornillos utilizados en los casos pediátricos se pueden utilizar únicamente mediante abordaje posterior. Todos los componentes utilizados en los casos pediátricos están fabricados con acero inoxidable para uso médico, titanio o aleación de titanio para uso médico y aleación de cobalto-cromo-molibdeno para uso médico.

INDICACIÓN

El sistema vertebral CD HORIZON®, con o sin instrumentación SEXTANT®, está pensado para la fijación posterior no cervical como complemento a la fusión para las indicaciones siguientes: enfermedad discal degenerativa (definida como dolor de espalda de origen discogénico con degeneración del disco confirmada por el historial del paciente y por estudios radiográficos), espondilolistesis, traumatismo (es decir, fractura o dislocación), estenosis vertebral, alteraciones de la estática vertebral (p. ej. escoliosis, cifosis o lordosis); tumor; pseudoartritis y/o fracaso de una fusión previa.

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


CONTRAINDICACIONES

Las contraindicaciones incluyen, entre otras, las siguientes:


- Procesos infecciosos activos o riesgo elevado de infección (deterioro inmunitario).
- Signos de inflamación localizada.
- Fiebre o leucocitosis.
- Obesidad mórbida.
- Embarazo.
- Enfermedad mental.
- Alteraciones anatómicas importantes causadas por anomalías congénitas.
- Cualquier otra afección médica o quirúrgica que excluya un posible beneficio de la cirugía de implantación en la columna, como la presencia de anomalías congénitas, elevación de la velocidad de sedimentación que no se explica por la presencia de otras enfermedades, elevación del recuento leucocitario o una marcada desviación a la izquierda del recuento leucocitario diferencial.
- Alergia o intolerancia a los metales sospechada o documentada.
- Aquellos casos en que no se necesite un injerto óseo ni fusión.
- Aquellos casos en los que los componentes del implante seleccionados para ser usados, sean demasiado grandes o demasiado pequeños para alcanzar un buen resultado.
- Pacientes que presenten una cobertura tisular inadecuada sobre la zona operatoria o insuficiente densidad o calidad ósea.
- Pacientes en los que el uso de un implante interfiera con estructuras anatómicas o con el funcionamiento fisiológico previsto.
- La placa SPIRE™ de CD HORIZON® y los rodillos PEEK de CD HORIZON® están contraindicados específicamente para el uso en pacientes pediátricos.
- Pacientes que no estén dispuestos a seguir las instrucciones del postoperatorio.
- Cualquier caso que no figure en las indicaciones.

NOTA IMPORTANTE: Aunque no constituyen contraindicaciones absolutas, entre las situaciones que pueden considerarse como posibles factores en contra del uso de este dispositivo se incluyen:


- Resorción ósea grave.
- Osteomalacia
- Osteoporosis grave.



MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Pueden aparecer todos los efectos adversos posibles asociados con la cirugía de fusión vertebral sin instrumentación. Con instrumentación, la lista de posibles efectos adversos incluye, a modo de ejemplo, los siguientes:

- Desprendimiento prematuro o tardío de alguno o de todos los componentes.
- Desensamblaje, curvado o rotura de alguno o de todos los componentes.
- Reacción (alérgica) a cuerpo extraño en relación con los implantes, residuos, productos de corrosión (de las fisuras, del desgaste o de la corrosión generalizada), incluidos metalosis, coloración, formación de tumores o enfermedades autoinmunitarias.
- Presión sobre la piel de algunos componentes en pacientes con cobertura del tejido inadecuada sobre el implante que posiblemente da lugar a penetración, irritación, fibrosis, necrosis o dolor en la piel.
- Daño tisular o nervioso causado por una colocación o posición incorrecta de los implantes o de los instrumentos.
- Cambio postoperatorio en la curvatura vertebral, pérdida de corrección, altura o reducción.
- Infección.
- Desgarros duros, pseudomeningocele, fístula, derrame persistente de LCR, meningitis.
- Pérdida de función neurológica (por ejemplo, sensorial o motora), incluida parálisis (completa o incompleta), disestesias, hiperestesia, anestesia, parestesia, aparición de radiculopatía o evolución o persistencia del dolor, entumecimiento, neuroma, espasmos, pérdida de percepción sensorial, sensación de hormigueo o deficiencias visuales.
- Síndrome de cola de caballo, neuropatía, déficit neurológico (transitorio o permanente), paraplejía, paraparesia, hiporreflexia, irritación, aracnoiditis o pérdida muscular.
- Retención urinaria o pérdida del control vesical u otros tipos de trastornos urológicos.
- Formación de cicatrices que probablemente den lugar a riesgo o compresión neurológica alrededor de los nervios o dolor.
- Fractura, microfractura, reabsorción, deterioro o penetración de cualquier hueso de la columna vertebral (incluido el sacro, los pedículos o el cuerpo vertebral), o el injerto óseo o de la zona de cultivo del injerto óseo en el nivel de la intervención, por encima; o por debajo del mismo.
- Retropulsión del injerto.
- Hernia del núcleo pulposo, disrupción o degeneración discal por encima, por debajo del nivel de la intervención o en el propio nivel de la intervención.
- No unión (o pseudoartrosis), retraso en la unión o mala unión.


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

- Pérdida o aumento de la movilidad o de la función vertebral.
- Incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria.
- Pérdida de masa ósea o disminución de la densidad ósea debida, posiblemente, al efecto de relajación de tensiones (stress shielding).
- Complicaciones en la zona de obtención del injerto, incluidos dolor, fractura o problemas de cicatrización de la herida.
- Trastornos del íleon, gastritis, obstrucción intestinal o pérdida del control intestinal u otros tipos de trastornos gastrointestinales.
- Hemorragia, hematoma, oclusión, seroma, edema, hipertensión, embolia, accidente cerebrovascular, hemorragia profusa, flebitis, necrosis de la herida, dehiscencia de la herida, alteraciones de los vasos sanguíneos u otros trastornos del sistema cardiovascular.
- Trastornos del sistema reproductor, incluidos esterilidad, pérdida de las relaciones sexuales y disfunción sexual.
- Desarrollo de problemas respiratorios, p. ej., embolia pulmonar, atelectasis, bronquitis, neumonía, etc.
- Alteración del estado mental.
- Muerte.

Nota: Puede que sea necesaria una intervención quirúrgica adicional para corregir algunos de estos posibles efectos adversos.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS ADICIONALES PARA LOS PACIENTES PEDIATRICOS

- Impedimento de utilizar la fijación de tornillos pediculares debido a limitaciones anatómicas (dimensiones pediculares y alteraciones anatómicas).
- Mala colocación de los tornillos pediculares, con o sin lesión neurológica o vascular.
- Cifosis proximal o distal de unión.
- Pancreatitis.

ADVERTENCIA

La seguridad y eficacia de los sistemas vertebrales de tornillos pediculares han sido establecidas exclusivamente para afecciones vertebrales con una notable inestabilidad mecánica o deformidad que requiera la fusión por medio de instrumental.

Estas afecciones son una notable inestabilidad mecánica o deformidad de la columna dorsal, lumbar y sacra derivadas de espondilolistesis degenerativa con evidencia objetiva de deterioro neurológico, fractura, dislocación, escoliosis, cifosis, tumor vertebral y fracaso de una fusión vertebral previa

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7340



(pseudoartrosis). Se desconoce la seguridad y eficacia de este dispositivo en otras afecciones. Si no se produce unión, la instrumentación o uno o varios de sus componentes pueden separarse, doblarse o fracturarse como consecuencia de la exposición a las tensiones mecánicas diarias.

El dispositivo que haya estado implantado no se volverá a usar, reprocesar ni reesterilizar nunca bajo ninguna circunstancia. Los dispositivos que se hayan empaquetado esterilizados tampoco se deben de reesterilizar nunca.

La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización podrían comprometer la integridad estructural de estos implantes y crear el riesgo de contaminación de los implantes, lo cual podría provocar la lesión, enfermedad o muerte del paciente.

ADVERTENCIAS ADICIONALES PARA LOS PACIENTES PEDIATRICOS

Advertencia: La seguridad y eficacia de este dispositivo no se han establecido para usarse como parte de una estructura de vástago en crecimiento. Este dispositivo solo está previsto para usarse cuando se esté realizando la fusión definitiva en todos los niveles instrumentados.


El uso de la fijación de tornillos pediculares en la población pediátrica puede presentar riesgos adicionales cuando los pacientes son de menor estatura y esqueléticamente inmaduros. Los pacientes pediátricos pueden tener estructuras vertebrales más pequeñas (diámetro o longitud pedicular) que pueden impedir el uso de tornillos pediculares o aumentar el riesgo de mala colocación de los tornillos pediculares y de lesión neurológica o vascular. Los pacientes no maduros esqueléticamente sometidos a procedimientos de fusión vertebral puede que tengan un crecimiento vertebral longitudinal reducido, o pueden correr el riesgo de deformidades vertebrales rotacionales (el "fenómeno de crankshaft" o "fenómeno de ciguenal") debidas al crecimiento diferencial continuado de la columna anterior.

También se pueden producir otros efectos adversos en los pacientes pediátricos relacionados con la fijación de tornillos pediculares, como la curvatura, rotura o aflojamiento de tornillos o barras. Los pacientes pediátricos pueden correr un mayor riesgo de lesiones relacionadas con el dispositivo debido a su menor estatura.

PRECAUCION

El implante de sistemas vertebrales de tornillos pediculares deberá ser realizado únicamente por cirujanos de columna experimentados con formación específica en el uso de este sistema vertebral de tornillos pediculares, ya que se trata de un procedimiento técnicamente muy complicado y que entraña el riesgo de lesiones graves para el paciente.


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

No todas las intervenciones quirúrgicas logran un resultado satisfactorio. Esto es especialmente cierto en la cirugía de la columna, en la que muchas circunstancias atenuantes pueden afectar los resultados.

Este dispositivo no se ha concebido para ser el único medio de soporte de la columna vertebral. El uso de este producto sin un injerto óseo, o en casos que evolucionen a no unión, no resultará satisfactorio. Ningún implante vertebral puede soportar cargas corporales sin el apoyo del hueso. En ese caso, los dispositivos podrían a la larga doblarse, soltarse, desensamblarse o partirse.

Los procedimientos preoperatorios y operatorios, incluidos el conocimiento de las técnicas quirúrgicas, una buena reducción y la selección y la colocación adecuadas de los implantes son consideraciones importantes para que el cirujano pueda usar el sistema correctamente. Además, la adecuada selección y el correcto cumplimiento de las normas por parte del paciente afectarán notablemente a los resultados. Se ha demostrado que los pacientes fumadores presentan una mayor incidencia de no unión. Dichos pacientes deberán ser informados y advertidos de esta circunstancia. Los pacientes obesos, con malnutrición o alcohólicos también son malos candidatos para la fusión espinal. Los pacientes con pobre calidad muscular y ósea y/o con parálisis nerviosa también son malos candidatos para la fusión vertebral.

El sistema vertebral CD HORIZONR no ha sido evaluado en cuanto a seguridad, calentamiento, desplazamiento o compatibilidad en el ambiente de la resonancia magnética.


PRECAUCIONES ADICIONALES PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS


El implante de sistemas vertebrales de tornillos pediculares en pacientes pediátricos deberá ser realizado únicamente por cirujanos de columna experimentados con formación específica en el uso de este sistema vertebral de tornillos pediculares en pacientes pediátricos, ya que se trata de un procedimiento técnicamente muy complicado y que entraña el riesgo de lesiones graves para el paciente.

Los procedimientos preoperatorios y operatorios, incluidos el conocimiento de las técnicas quirúrgicas, una buena reducción y la selección y la colocación adecuadas de los implantes son consideraciones importantes para que tenga éxito la utilización del sistema en pacientes pediátricos. La selección del tamaño, la forma y el diseño adecuados del implante para cada paciente son esenciales para el uso seguro de este dispositivo en pacientes pediátricos.

NOTA PARA EL MEDICO: Aunque el médico es el intermediario instruido entre la empresa y el paciente, la información relevante de carácter médico que se incluye en este documento deberá facilitársele al paciente. ✓

Las siguientes son otras advertencias y precauciones preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias:


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

SELECCION DEL IMPLANTE

La selección del tamaño, la forma y el diseño adecuados del implante para cada paciente es esencial para el éxito de la intervención. Los implantes quirúrgicos metálicos están sujetos a tensiones reiteradas derivadas de su uso y su resistencia se ve limitada por la necesidad de adaptar el diseño al tamaño y a la forma de los huesos humanos. A menos que se tenga un enorme cuidado en la selección del paciente, la colocación adecuada del implante y el control postoperatorio para reducir al mínimo la tensión sobre el implante, dichas tensiones pueden provocar la fatiga del metal y la consiguiente rotura, curvatura o aflojamiento del dispositivo antes de que concluya el proceso de curación, lo que podría dar lugar a una lesión mayor o a la necesidad de retirar el dispositivo de forma prematura.

FIJACION DEL DISPOSITIVO

La instrumentación del sistema vertebral CD HORIZON® de MEDTRONIC contiene implantes y barras de diferentes diámetros, que están concebidos para utilizarse con instrumentos específicos del dispositivo. En los conectores autorrompibles, sujete siempre el ensamblaje con el dispositivo que contrarreste el momento de torsión. Apriete y arranque la cabeza del conector para que el ensamblaje quede fijado de forma óptima. Una vez que se ha arrancado la parte superior del conector autorrompible, no es necesario ni se recomienda seguir apretando. Esta parte superior no debe quedar dentro del paciente. UNA VEZ ARRANCADA LA PARTE SUPERIOR DEL CONECTOR, AUTORROMPIBLE, NO SE PUEDE REALIZAR UN REAJUSTE A MENOS QUE SE RETIRE EL CONECTOR Y SE SUSTITUYA POR UNO NUEVO.

Al utilizar enlaces transversales DTT, el conector M6 debe apretarse entre 8 y 9 Nm. (80-92 kg/cm [70-80 in/lb]).

Los barras PEEK de CD HORIZON® no deben utilizarse con placas CROSSLINK® ni en pacientes pediátricos.

PREOPERATORIO

- Solo se seleccionarán aquellos pacientes que cumplan con los criterios descritos en las indicaciones.
- Deberán evitarse las afecciones y predisposiciones del paciente tales como las descritas en las contraindicaciones antes mencionadas.
- Se deberá poner especial cuidado durante la manipulación y el almacenamiento de los componentes del implante. Se deberá evitar que el implante sufra arañazos o cualquier otro daño. Tanto los implantes como el instrumental deberán guardarse adecuadamente protegidos, especialmente de un ambiente corrosivo.

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7343




- En el momento de la intervención deberá disponerse de suficientes existencias de implantes; por lo general, se recomienda disponer de una cantidad superior a la que se espera utilizar.
- Debido a que se usan componentes mecánicos, el cirujano deberá estar familiarizado con los distintos componentes antes de usar el equipo y deberá ensamblar personalmente los dispositivos para comprobar que todos los elementos y el instrumental necesario se encuentran presentes antes de comenzar la intervención. Los componentes del sistema vertebral CD HORIZON® no deben combinarse con componentes de otro fabricante.
- Todos los componentes e instrumentos deberán limpiarse y esterilizarse antes de usarlos. Deberá disponer de componentes estériles de reserva para casos imprevistos.


INTRAOPERATORIO

- Se deberá poner el máximo cuidado en la zona que rodea la médula espinal y las raíces nerviosas. Cualquier daño causado a los nervios puede provocar la pérdida de funciones neurológicas.
- La rotura, el desprendimiento o el uso indebido de los instrumentos o los componentes del implante pueden causar lesiones al paciente o al personal del quirófano.
- Las barras no deberán doblarse repetidamente ni en exceso. Las barras no deberán doblarse en sentido inverso respecto a su disposición anterior en el mismo lugar. Se debe tener extrema precaución para que las superficies del implante no sufran ningún arañazo ni se hagan muescas ya que, de lo contrario, se reduciría la resistencia funcional de la estructura. Si hay que cortar las barras para ajustar su longitud, deberá hacerse creando una superficie plana, no afilada y perpendicular al eje de la barra. Corte las barras fuera del campo operatorio. Siempre que sea posible, use barras previamente cortados a la longitud requerida.
- Utilice un sistema de diagnóstico por imagen para facilitar la intervención quirúrgica.
- Para insertar correctamente un tornillo, primero debe utilizarse una guía, seguido por un golpe seco.


Precaución: si utiliza el cable guía, tenga cuidado de no introducirlo a demasiada profundidad, que no se doble ni se rompa. Asegúrese de que el cable guía no avanza durante la perforación o durante la inserción del tornillo. Retire el cable guía y asegúrese de que está intacto. No hacerlo puede provocar que el cable guía o parte de él avance por el hueso o se introduzca en algún sitio que puede dañar estructuras subyacentes.

• **Precaución:** No golpee en exceso ni use un tornillo/perno que sea demasiado largo o demasiado grande. Golpear en exceso, usar un tornillo/perno de tamaño incorrecto, o avanzar el cable guía accidentalmente durante la inserción del tornillo/perno puede dañar el tejido nervioso, provocar una hemorragia o cualquiera de los demás efectos adversos que se citan en este prospecto. Si se


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC. ✓

7340



introducen tornillos/pernos en los pedículos vertebrales, utilice un tornillo/perno de un diámetro tan grande como encaje en cada pedículo.

- El injerto óseo deberá colocarse en el área de fusión y el material de dicho injerto deberá extenderse desde la vértebra superior hasta la inferior que van a ser fusionadas.
- Para garantizar una máxima estabilidad, se deben utilizar, siempre que sea posible, dos o más placas CROSSLINK® o enlaces transversales DTT en dos barras continuos colocados de forma bilateral.
- No se debe utilizar cemento óseo, por no haberse demostrado la seguridad y la eficacia del uso de dicho material en la columna vertebral y porque dificultaría o imposibilitaría la retirada de los componentes. El calor generado durante el proceso de cura podría además causar lesiones neurológicas y necrosis ósea.
- Antes de cerrar los tejidos blandos, apriete de forma provisional (con la mano) todas las tuercas y tornillos, especialmente aquellos con la característica de rotura. Una vez hecho esto, vuelva a apretar bien todos los tornillos y tuercas.

Vuelva a verificar la firmeza de todos los tornillos y tuercas al terminar, con el fin de comprobar que ninguno se haya aflojado durante el afianzamiento de los demás. Si no lo hace, los demás componentes podrían aflojarse.

POSTOPERATORIO


Las instrucciones y advertencias que el médico debe explicar al paciente, y el cumplimiento de las mismas por parte de este, son de extraordinaria importancia.

- Se deberán dar al paciente instrucciones detalladas acerca del uso y las limitaciones del dispositivo. Si se recomienda o es necesario limitar la cantidad de carga que se puede levantar antes de la unión firme del hueso, deberá advertirse al paciente de que la curvatura, el aflojamiento o la rotura del (de los) dispositivo(s) son complicaciones que pueden presentarse como consecuencia de una excesiva o prematura carga de pesos o actividad muscular. El riesgo de curvatura, aflojamiento o rotura de un dispositivo de fijación interna de carácter temporal durante la rehabilitación postoperatoria puede incrementarse si el paciente se encuentra activo, o si está debilitado o tiene demencia. El paciente deberá ser advertido de que debe evitar las caídas o las sacudidas bruscas de la zona afectada de la columna vertebral.
- Para aumentar al máximo las probabilidades de éxito de la intervención, ni el paciente ni los dispositivos deberán exponerse a vibraciones mecánicas o descargas que puedan aflojar la estructura del dispositivo. El paciente deberá ser advertido de esta posibilidad y se le indicará que limite y restrinja las actividades físicas, especialmente los movimientos de elevación y torsión, así como cualquier tipo de participación en actividades deportivas. Deberá advertirse al paciente de que

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7340



no debe fumar tabaco ni utilizar productos que contengan nicotina, asimismo tampoco deberá consumir alcohol o antiinflamatorios tales como la aspirina durante el proceso de curación del injerto óseo.

- El paciente deberá ser informado de su incapacidad para doblar o rotar la zona de fusión vertebral. Se enseñará al paciente cómo compensar esta restricción física permanente de la movilidad corporal.
- No inmovilizar un hueso con retraso en la consolidación o la ausencia de unión causará una tensión reiterada y excesiva sobre el implante. Por el mecanismo de la fatiga, estas tensiones pueden dar lugar a la curvatura, el aflojamiento o la rotura de los dispositivos. Es importante mantener la inmovilización de la zona quirúrgica de la columna vertebral hasta que la unión firme de los elementos óseos haya quedado establecida.

Si persiste una situación de no unión, o si los componentes se aflojan, se doblan o se rompen, el (los) dispositivo(s) deberá(n) ser revisado(s) o retirado(s) inmediatamente antes de que tenga lugar una lesión de carácter grave. Habrá que advertir convenientemente al paciente de estos riesgos, y se le deberá vigilar estrechamente para garantizar su cooperación hasta que la unión ósea quede confirmada.


- Como medida de precaución, antes de que cualquier paciente con implantes sea sometido a cualquier intervención posterior (como intervenciones dentales), habrá que considerar el uso profiláctico de antibióticos, especialmente en los pacientes de alto riesgo.

- Los implantes del sistema vertebral CD HORIZON® son dispositivos de fijación interna provisionales. Los dispositivos de fijación interna han sido diseñados para estabilizar la zona operatoria durante el proceso normal de curación. Una vez que la columna vertebral haya quedado fusionada, dichos dispositivos no tendrán ningún propósito funcional y podrán retirarse. Si bien la decisión final de retirar el implante queda, desde luego, al criterio del cirujano y del paciente, en la mayoría de los pacientes, se indica su retirada porque los implantes no están diseñados para transmitir ni soportar las cargas que se desarrollan durante la actividad normal. Si el dispositivo no se retira una vez lograda su finalidad prevista, pueden presentarse una o varias de las siguientes complicaciones: (1) corrosión, con reacción tisular localizada o dolor; (2) desplazamiento del implante, con posibilidad de provocar lesiones; (3) riesgo de otras lesiones por traumatismo postoperatorio; (4) curvatura, aflojamiento y rotura, que pueden impedir o dificultar la extracción; (5) dolor, molestias o sensaciones anormales debido a la presencia del dispositivo; (6) posible mayor riesgo de infección; (7) pérdida ósea debida al efecto de relajación de tensiones (stress shielding); y (8) posibles efectos desconocidos o inesperados a largo plazo tales como carcinogénesis. La retirada del implante

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC

277



deberá ir seguida del control postoperatorio adecuado para evitar fracturas, refracturas u otras complicaciones.

- Cualquier dispositivo que haya sido retirado deberá tratarse de tal forma que no se pueda volver a usar en otro procedimiento quirúrgico. Al igual que todos los implantes ortopédicos, los componentes del sistema vertebral CD HORIZON® no se deben re-utilizar en ningún caso.

LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION

A menos que acaben de extraerse de un envase sin abrir de Medtronic, todos los instrumentos e implantes deberán desmontarse (si procede) y limpiarse usando limpiadores neutros antes de su esterilización e introducción en un campo quirúrgico estéril o (si procede).

La limpieza y desinfección de los instrumentos puede efectuarse con disolventes que no contengan aldehídos a temperaturas más altas. La limpieza y descontaminación deberá incluir el uso de limpiadores neutros seguido de un enjuague con agua desionizada.

Nota: Algunas soluciones limpiadoras como aquellas que contienen formalina, glutaraldehído, lejía u otros limpiadores alcalinos pueden dañar algunos dispositivos, especialmente el instrumental. Dichas soluciones no se deben utilizar.

Ademas, muchos instrumentos deben desmontarse antes de limpiarlos.

Todos los productos se deberán tratar con precaución. Un uso o manipulación indebidos pueden causar daños o un funcionamiento inadecuado del dispositivo.

ESTERILIZACION

A menos que estén marcados como estériles y claramente etiquetados como tales en un envase estéril y sin abrir suministrado por la empresa, todos los implantes e instrumentos usados en cirugía se deben esterilizar en el hospital antes de utilizarlos.


Retire todo el material de embalaje antes de proceder a la esterilización. Solo deberán introducirse en el campo operatorio productos estériles. A menos que se especifique lo contrario, se recomienda que estos productos se esterilicen mediante vapor en el hospital usando uno de los patrones de configuración de parámetros expuestos a continuación:


Tabla 1: Parámetros del ciclo de esterilización:

Algunas autoridades sanitarias recomiendan esterilizar de acuerdo con estos parámetros para reducir al mínimo los posibles riesgos de transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, especialmente aquellos instrumentos quirúrgicos que puedan entrar en contacto con el sistema nervioso central.

Tabla 2: Parámetros del ciclo de esterilización para los centros médicos fuera de E


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



| MÉTODO | CICLO | TEMPERATURA |
|--------|-------------------|-----------------|
| Vapor | Aspiración previa | 134 °C (273 °F) |
| Vapor | Bajo presión | 134 °C (273 °F) |

| TIEMPO DE EXPOSICIÓN | TIEMPO MÍNIMO DE SECADO ¹ |
|----------------------|--------------------------------------|
| 20 minutos | 30 minutos |
| 20 minutos | 30 minutos |

1 Los tiempos mínimos de secado fueron validados utilizando esterilizadores con capacidad de secado al vacío. Los ciclos de secado que usan presión atmosférica ambiente pueden necesitar tiempos de secado más largos.

Solo deberán introducirse en el campo operatorio productos estériles. Los instrumentos generales utilizados con este dispositivo se suministran sin esterilizar. Consulte el prospecto del paquete del instrumento para ver los parámetros y requisitos de esterilización.

Ningún implante debe ser reutilizado una vez ha entrado en contacto con tejido humano o fluidos corporales.

Limpie y reesterilice siempre inmediatamente los instrumentos que hayan sido utilizados en una cirugía.



MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

|

✓

7373



Anexo I

CD HORIZON®, SISTEMA ESPINAL

- 7225540 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
- 7225545 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
- 7225550 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
- 7226535 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
- 7226540 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
- 7226545 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
- 7226555 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
- 7227530 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
- 7227535 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
- 7227540 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
- 7227545 CDH LEGACY PEEK MAS (sic),
- 5440030 SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste
- 5440430 SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste
- 5440130 SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste
- 8695535 TORNILLO MULTIAXIAL, M8,
- 8695550 TORNILLO MULTIAXIAL, M8,
- 8696530 TORNILLO MULTIAXIAL, M8,
- 8696550 TORNILLO MULTIAXIAL, M8,
- 9690030 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI,
- 9690040 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI,
- 9690050 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI,
- 9690060 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI,
- 9690070 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI,
- 9690080 VARILLA PRE-FLEXIONADA, TI,
- 8690853 TORNILLOS DE AJUSTE, ROSCADOS, EXTENDIDOS, TI
- 9690853 M10, TORNILLOS DE AJUSTE, ROSCADOS, EXTENDIDOS, TI
- 9692110 M10, TI, REDUC. GANCHO HOJA ANCHA
- 8692640 M8, REDUCTION MAS, TI (sic)
- 8540611 ANTERIOR LPC, 11 MM, TI (sic)
- 8540612 ANTERIOR LPC, 12 MM, TI (sic)
- 8540613 ANTERIOR LPC, 13 MM, TI (sic)
- 8540614 ANTERIOR LPC, 14 MM, TI (sic)
- 8540615 ANTERIOR LPC, 15 MM, TI (sic)
- 8540616 ANTERIOR LPC, 16 MM, TI (sic)
- 8549008 LPC PARA VARILLA 4.5MM, TI
- 8540617 LPC ANTERIOR, TI, 17MM
- 8548498 GRAPA CAUDAL, TI, 19MM
- 8548499 GRAPA ROSTRAL, TI, 19MM
- 8549009 LPC PARA VARILLA 4.5MM, 19MM, TI
- 8548500 GRAPA CAUDAL, 21MM, TI
- 8548501 GRAPA ROSTRAL, 21MM, TI
- 8549010 LPC PARA VARILLA 4.5MM, 22MM, TI
- 8549011 LPC PARA VARILLA 4.5MM, 25MM, TI
- 8549012 LPC PARA VARILLA 4.5MM, 29MM, TI
- 8549013 LPC PARA VARILLA 4.5MM, 32MM, TI
- 8549014 LPC PARA VARILLA 4.5MM, 35MM, TI
- 8549015 LPC PARA VARILLA 4.5MM, 38MM, TI
- 8549300 4.5 - 4.5 OPEN DOMINO, TI/DOMINO ABIERTO
- 8549301 4.5 - 5.5 OPEN DOMINO, TI/DOMINO ABIERTO


k

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

✓


7340



- 8549305 4.5 MM DOMINO
- 8549018 4.5MM MULTI-SPAN LPC LARGE/ MULTISPAN LPC,
- 8549017 MULTI-SPAN LPC/MEDIANO, 4.5MM
- 8549016 MM MULTI-SPAN LPC/CHICO, 4-5MM
- 8549306 4.5MM-5.5MM DOMINO
- 8544525 TORNILLO ØSEO,
- 8544530 TORNILLO ØSEO,
- 8544535 TORNILLO ØSEO,
- 8545530 TORNILLO ØSEO,
- 8545535 TORNILLO ØSEO,
- 8545540 TORNILLO ØSEO,
- 8540002 GANCHO P/PEDÍCULO
- 8540052 GANCHO TORÁCICO
- 8540018 GANCHO P/GARGANTA, GRANDE, HOJA ANCHA
- 8115516 CROSSLINK®, 5.5 TI,
- 8115519 CROSSLINK®, 5.5 TI,
- 8115522 CROSSLINK®, 5.5 TI,
- 8115525 CROSSLINK®, 5.5 TI,
- 8115528 X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
- 8115527 X10 CROSSLINK®, TI 5.5,
- 8115530 X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
- 8115531 X10 CROSSLINK®, TI 5.5,
- 8115534 X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
- 8115536 X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
- 8115539 X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
- 8115545 X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
- 8115558 X10 CROSSLINK®, 5.5 TI,
- 8110713 ANTERIOR CROSSLINK,
- 8110714 ANTERIOR CROSSLINK,
- 8110715 ANTERIOR CROSSLINK,
- 8110716 ANTERIOR CROSSLINK,
- 8110717 ANTERIOR CROSSLINK,
- 8110718 ANTERIOR CROSSLINK,
- 8110719 ANTERIOR CROSSLINK,
- 8110855 TORNILLO DE AJUSTE, BREAKOFF,
- 7541174 GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, GRANDE, TI
- 7541173 GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, MEDIANO, TI
- 7541172 GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, PEQUEÑO, TI
- 7541163 GANCHO, HOJA ANGULADA, LUMBAR, MEDIANO, TI
- 7541162 GANCHO, HOJA ANGULADA, LUMBAR, CHICO, TI
- 7541124 GANCHO, HOJA ANGOSTA, GRANDE, TI
- 7541123 GANCHO, HOJA ANGOSTA, MEDIANO, TI
- 7541122 GANCHO, HOJA ANGOSTA, CHICO, TI
- 7541199 HOOK, OFFSET, IZQUIERDO, TI
- 7541198 HOOK, OFFSET, DERECHO, TI
- 7541104 HOOK, PEDÍCULO, GRANDE, TI
- 7541103 HOOK, PEDÍCULO, MEDIANO, TI
- 7541102 HOOK, PEDÍCULO, PEQUEÑO, TI
- 7541143 HOOK, HOJA ANGOSTA INCLINADA, MEDIANO, TI
- 7541133 HOOK, HOJA ANCHA INCLINADA, MEDIANO, TI
- 7541189 HOOK, HOJA ANGULADA, TORÁCICO, IZQUIERDO, TI
- 7541188 HOOK, HOJA ANGULADA, TORÁCICO, DERECHO, TI
- 7541114 HOOK, HOJA ANCHA, GRANDE, TI
- 7541113 HOOK, HOJA ANCHA, MEDIANO, TI

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




515750

7541112 HOOK, HOJA ANCHA, PEQUEÑA, TI
7545535 TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
7545540 TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
7545545 TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
7546540 TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
7546545 TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
7546550 TORNILLO MULTI AXIAL, TI,
7543420 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543425 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543430 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543435 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543440 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543445 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543450 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543455 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543555 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542625 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542630 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542635 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542640 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542645 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542650 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7542655 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543625 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543630 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543635 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543640 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543645 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543650 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543655 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543660 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543730 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543735 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543740 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543745 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543750 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543755 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543760 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7543765 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7 540000 TORNILLOS DE AJUSTE, HEXAGON. TI, BREAK-OFF
8116427 X10 CROSSLINK®, 6.35, TI,

f


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC ✓

8116431 X10 CROSSLINK® 6.35, TI,
 8690030 VARILLA PRE-DOBLADA, TI, 5.5X30
 7573430 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573435 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573440 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573535 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573540 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573545 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573550 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573640 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573645 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573650 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573655 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573740 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573745 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7573750 FA, TORNILLOS CANULADOS, TI,
 7571070 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571080 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571090 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571100 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571110 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571120 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571130 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571140 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571150 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571160 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571170 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571180 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571190 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571200 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571220 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571240 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7571260 VARILLA RECTA, 5.5 MM
 7574530 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7574535 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7574540 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7575530 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7575535 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7575540 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7575545 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7575550 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7576535 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7576540 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7576545 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7576550 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7576555 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7577530 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7577535 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7577540 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7577545 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7577550 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7577555 CDH LEGACY 5.5, MAS CANULADO,
 7570955 G4 TORNILLO DE AJUSTE, HEXAGON., INTERNOS
 7641174 GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, GRANDE, TI

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC

7370



7641173 GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, MEDIANO, TI
7641163 GANCHO LUMBAR, HOJA ANGULADA, MEDIANO, TI
7641162 GANCHO LUMBAR, HOJA ANGULADA, CHICO, TI
7641199 GANCHO P/OFFSET, IZQUIERDO TI
7641198 GANCHO P/OFFSET, DERECHO, TI
7641204 GANCHO P/PEDÍCULO CON BORDE, GRANDE, TI
7641203 GANCHO P/PEDÍCULO CON BORDE, MEDIANO, TI
7641202 GANCHO P/PEDÍCULO CON BORDE, CHICO, TI
7641133 GANCHO, HOJA ANCHA, INCLINADA, TI
7641188 GANCHO, HOJA ANGULAR, TORÁCICO, DERECHO, TI
7641214 GANCHO, HOJA ANCHA, CON ESCALÓN, GRANDE, TI
7641213 GANCHO, HOJA ANCHA, CON ESCALÓN, MEDIANO, TI
7641212 GANCHO, HOJA ANCHA, CON ESCALÓN, CHICO, TI
7641224 GANCHO, HOJA ANGOSTA CON ESCALÓN, GRANDE, TI
7641223 GANCHO, HOJA ANGOSTA CON ESCALÓN, MEDIANO, TI
7641222 GANCHO, HOJA ANGOSTA CON ESCALÓN, CHICO, TI
7641143 GANCHO, HOJA ANGOSTA, INCLINADA, MEDIANA, TI
7641142 GANCHO, HOJA ANGOSTA, INCLINADA, CHICO, TI
7641189 GANCHO, HOJA ANGULADA, TORÁCICO, GRANDE, TI
9690090 VARILLA PRE-DOBLADA, 6.35MM, TI
9690100 VARILLA PRE-DOBLADA, 6.35MM, TI
7642425 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643420 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643425 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643430 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643435 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643440 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643445 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643450 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643455 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643555 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642630 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642635 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642640 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642645 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7642655 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643625 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643630 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643635 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643640 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643645 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7643650 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7340



- 7643655 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, TI,
- 7643660 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, TI,
- 7643725 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, TI,
- 7643730 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, TI,
- 7643735 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, TI,
- 7643740 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, TI,
- 7643745 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, TI,
- 7643750 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, TI,
- 7643755 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, TI,
- 7643760 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, TI,
- 7643765 TORNILLO, ÁNGULO FIJO, TI,
- 969-022 SEA FOAM GREEN CP ROD W/ LINE/VARILLA CON LÍNEA
- 7045855 TORNILLO E AJUSTE, BREAK-OFF 1/4-32, TI
- 7041650 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
- 7041660 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
- 7041670 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
- 7041760 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
- 7041770 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
- 7041780 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
- 7041870 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
- 7041880 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
- 7041890 TORNILLO ILLIACO, 10 GRADOS, TI,
- 7042650 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
- 7042660 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
- 7042670 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
- 7042760 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
- 7042770 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
- 7042780 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
- 7042870 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
- 70428 80 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
- 7042890 TORNILLO ILLIACO, 20 GRADOS, TI,
- 7041310 CLS LAT CON, 10MM, TI,
- 7041320 CLS LAT CON, 20MM, TI,
- 7041330 CLS LAT CON, 30MM, TI,
- 869-021 VARILLA DIAM 5.5MM, REVESTIDA EN TI
- 7041410 CLS LAT CON, 10MM, TI
- 7041420 CLS LAT CON, 20MM, TI
- 7041430 CLS LAT CON, 30MM, TI
- 869-022 CP4, VARILLA - 5.5MM, REVESTIDA,
- 7040650 TORNILLO ILLIACO, TI,
- 7040660 TORNILLO ILLIACO, TI,
- 7040670 TORNILLO ILLIACO, TI,
- 7040760 TORNILLO ILLIACO, TI,
- 7040770 TORNILLO ILLIACO, TI,
- 7040780 TORNILLO ILLIACO, TI,
- 7040870 TORNILLO ILLIACO, TI,
- 7040880 TORNILLO ILLIACO, TI,
- 7040890 TORNILLO ILLIACO, TI,
- 7049855 TORNILLO DE FIJACIÓN, HEXAGON., BREAK-OFF, TI, 1/4-32
- 8113513 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
- 8113517 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
- 8113521 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
- 8113525 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
- 8113529 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,

k

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

✓

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN-AMERICA, INC.

7370

8113533 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
8113537 X10 CROSSLINK PARA VARILLA 3.5,
7340300 VARILLA 3.5MM, TI, LONGITUD 300MM
7340500 VARILLA 3.5MM, TI, LONGITUD 500MM
7340000 BREAK-OFF M6 X I , CONTRAFUERTE
7341171 GANCHO CUERPO EXTENDIDO
7343310 FAS 3.5
7343315 FAS 3.5
7343320 FAS 3.5
7343325 FAS 3.5
7343330 FAS 3.5
7342410 FAS 4.0
7342415 FAS 4.0
7342420 FAS 4.0
7342425 FAS 4.0
7342430 FAS 4.0
7343415 FAS 4.5
7343420 FAS 4.5
7343425 FAS 4.5
7343430 FAS 4.5
7343435 FAS 4.5
7343440 FAS 4.5
7343520 FAS 5.5
7343525 FAS 5.5
7343530 FAS 5.5
7343535 FAS 5.5
7343540 FAS 5.5
7343545 FAS 5.5
7341113 GANCHO LAMINAR GRANDE
7341112 GANCHO LAMINAR MEDIANO
7341101 GANCHO P/PEDICULO
7341142 GANCHO DE HOJA ANGOSTA INCLINADA
7341111 GANCHO LAMINAR CHICO
86992420 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992425 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992430 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992435 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992440 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992445 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992450 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992320 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992325 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992330 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992335 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992340 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992345 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992350 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992525 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992530 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992535 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992540 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992545 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992550 M8 REDUCTION MAS, TI,
86992555 M8 REDUCTION MAS, TI,

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA GENERAL
M.N. 14043
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

734




| | |
|----------|--|
| 86992625 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992630 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992635 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992640 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992645 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992650 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992655 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992725 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992730 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992735 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992740 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992745 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992750 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 86992755 | M8 REDUCTION MAS, TI, |
| 7041210 | CLS LAT CON, 4.5/6.35, |
| 7041230 | CLS LAT CON, 4.5/6.35, |
| 7041360 | CLS LAT CON, 5.5/6.35, |
| 7041460 | CLS LAT CON, 6.35/6.35, |
| 70465540 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 70465550 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 70465560 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 70466550 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 70466560 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 70466570 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 70467560 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 70467570 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 70467580 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 70468570 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 70468580 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 70468590 | CLOSED MAS/MAS CERRADO, |
| 7540220 | LEGACY 5.5 REDUCTION PLUG, TAPÓN P/REDUCCIÓN, TI |
| 7540020 | SET SCREW/Tornillos de Ajuste, BREAK-OFF, TI |
| 7640020 | SET SCREW/Tornillos de Ajuste, BREAK-OFF, TI |
| 7540120 | SET SCREW/Tornillos de Ajuste, |
| 7640120 | SET SCREW/Tornillos de Ajuste, |
| 7440030 | SETSCREW/Tornillos de Ajuste |
| 8114516 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114519 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114522 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114525 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114528M | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114528 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114530M | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114531 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114534M | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114534 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114537 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114540 | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114541M | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8114555M | CROSSLINK, PLACA, 4.5, TI, |
| 8110845 | BREAKOFF SET SCREW/Tornillos de Ajuste, |
| 75464015 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464020 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464025 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |

[Handwritten mark]

[Signature]
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

[Handwritten checkmark]



9300

| | |
|----------|--|
| 75464030 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464035 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464040 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464045 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464050 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464055 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464060 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464515 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464520 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464525 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464530 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464535 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464540 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464545 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464550 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464555 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75464560 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465015 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465020 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465025 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465030 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465035 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465040 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465045 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465050 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465055 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465060 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465515 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465520 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465525 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465530 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465535 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465540 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465545 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465550 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465555 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 75465560 | TORNILLO MULTIAXIAL, CORTICAL, TI |
| 7220950 | CDH G4 TORNILLO PARA VARILLA PEEK 6.35 |
| 6541119 | GRAPA CAUDAL, TI, |
| 6541019 | GRAPA ROSTRAL, TI, |
| 6541121 | GRAPA CAUDAL, TI, |
| 6541021 | GRAPA ROSTRAL, TI, |
| 6541123 | GRAPA CAUDAL, TI, |
| 6541023 | GRAPA ROSTRAL, TI, |
| 6541125 | GRAPA CAUDAL, TI, |
| 6541025 | GRAPA ROSTRAL, TI, |
| 6543520 | FAS 5.5MM, TI, |
| 6543525 | FAS 5.5MM, TI, |
| 6543530 | FAS 5.5MM, TI, |
| 6543535 | FAS 5.5MM, TI, |
| 6543540 | FAS 5.5MM, TI, |
| 6543545 | FAS 5.5MM, TI, |
| 6543550 | FAS 5.5MM, TI, |
| 6543620 | FAS 6.5MM, TI, |

1


 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL


 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

✓




7340

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| 6543625 | FAS 6.5MM, TI, |
| 6543630 | FAS 6.5MM, TI, |
| 6543635 | FAS 6.5MM, TI, |
| 6543640 | FAS 6.5MM, TI, |
| 6543645 | FAS 6.5MM, TI, |
| 6543650 | FAS 6.5MM, TI, |
| 6543655 | FAS 6.5MM, TI, |
| 6543660 | FAS 6.5MM, TI, |
| 6541213 | GRAPA, INDIVIDUAL/SIMPLE, 13MM, TI |
| 6541215 | GRAPA, INDIVIDUAL/SIMPLE, 15MM, TI |
| 6541217 | GRAPA, INDIVIDUAL/SIMPLE, 17MM, TI |
| 779145555 | 5.5 SIDE/5.5 DOMINO CERRADO CONN., TI |
| 779170005 | MRC 1/4-32, TORNILLO DE AJUSTE, TI |
| 55840004020 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004025 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004030 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004035 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004040 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004045 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004050 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004055 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004520 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004525 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004530 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004535 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004540 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004545 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004550 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840004555 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005020 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005025 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005030 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005035 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005040 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005045 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005050 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005055 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005520 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005525 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005530 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005535 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005540 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005545 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005550 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005555 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840005560 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006520 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006525 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006530 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006535 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006540 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006545 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006550 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840006555 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |

f


 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL


 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

✓


7340



| | |
|-------------|---|
| 55840006560 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840007525 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840007530 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840007535 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840007540 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840007545 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840007550 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840007555 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840007560 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008525 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008530 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008535 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008540 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008545 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008550 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840008555 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840009525 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840009530 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840009535 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840009540 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840009545 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840009550 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55840009555 | 5.5/6.0 MAS, TORNILLO, |
| 55890004525 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890004530 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890004535 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890004540 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890005525 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890005530 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890005535 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890005540 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890005545 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890005550 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890006530 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890006535 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890006540 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890006545 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890006550 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890006555 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890007535 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890007540 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890007545 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 55890007550 | 5.5/6.0 RMAS, TORNILLO, |
| 1555000500 | 5.5mm CHROMALOY, VARILLA, Sin revestir |
| 1554200500 | 5.5mm VARILLA ALEACIÓN TI, Línea Danco |
| 1553201100 | VARILLA PRE-DOBLADA TI CP, 5.5mm, REVESTIDA, |
| 1553201110 | VARILLA PRE-DOBLADA TI CP, 5.5mm, REVESTIDA, |
| 1553201120 | VARILLA PRE-DOBLADA TI CP, 5.5mm, REVESTIDA, |
| 1553201030 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201035 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201040 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201045 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201050 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |
| 1553201055 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA, |


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



1553201060 VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA,
 1553201070 VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA,
 1553201080 VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA,
 1553201090 VARILLA PRE-DOBLADA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA,
 1553200500 VARILLA RECTA, TI CP, 5.5MM, REVESTIDA,
 1606000500 CHROMALOY PLUS, VARILLA, 6.0MM
 1475501100 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501110 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501120 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501030 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501035 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501040 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501045 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501050 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501055 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501060 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501070 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501080 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1475501090 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501100 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501110 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501120 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501030 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501035 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501040 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501045 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501050 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501055 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501060 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501070 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501080 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 1555501090 CHROMALOY, VARILLA PRE-DOBLADA,
 5540230 REDUCTION SET SCREW/Tornillos de Ajuste, TI,
 55410004520 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410004525 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410004530 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410004535 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410004540 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410004545 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410005020 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410005025 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410005030 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410005035 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410005040 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410005045 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410005530 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410005535 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410005540 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410005545 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410005550 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410006530 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410006535 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410006540 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI,
 55410006545 TORNILLO, ANGULO FIJO, 5.5/6.0, TI.



 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL



 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



| | |
|--------------|--|
| 55410006550 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410006555 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410007535 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 5 5410007540 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410007545 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410007550 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 55410007555 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, 5.5/6.0, TI, |
| 5540030 | SET SCREW/Tornillos de Ajuste, TI |
| 96101SHT-900 | GROOVE, GANCHO DE HOJA ANCHA, PEQUEÑO |
| 855-012 | VARILLA CP TI, DIAM. X 350MM |
| 811-321 | CRSLINL MLT-SPN, PERFIL BAJO, 5.5MM |
| 811 -323 | CRSLINL MLT-SPN, PERFIL BAJO, 5.5MM |
| 811-322 | CRSLINL MLT-SPN, PERFIL BAJO, 5.5MM |
| 8699050 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699055 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699060 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699065 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699070 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699075 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699080 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699085 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699090 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699095 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8699100 | VARILLA PRE-CORTADA, CP TI, 5.5MM |
| 8550012L | VARILLA REVESTIDA, PUNTA HEXAG., TI |
| 859-855 | AUTO BREAK OFF M8, TORNILLO |
| 96509HT | AXIAL CONNECTOR 6.35/6.35MM |
| 84505HT | DOMINO 5.5/5.5MM |
| 96107CHT | DTT #4, PARA COMPRESIÓN |
| 96147HT | DTT #4, CON DOS GANCHO MÓVILES |
| 859-525 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, |
| 859-555 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, |
| 859-655 | TORNILLO, ÀNGULO FIJO, |
| 7541142 | GANCHO, HOJA INCLINADA, ANGOSTA, CHICA, TI |
| 84181H | ILIO-SACRAL DUBOUSSET CONNECT |
| 8590855 | M8 BREAK-OFF SET SCREW/Tornillos de Ajuste |
| 96176HT | GANCHO HOJA ANGOSTA PARA VARILLA 6.35 |
| 96190HT | GANCHO C/PEDÍCULO PARA VARILLA 6.35 |
| 8690100 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI, |
| 8690110 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI, |
| 8690120 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI, |
| 8690090 | VARILLA PRE-DOBLADA, TI, |
| 96118HT | GANCHO INCLINADO, HOJA STANDARD, 6.35 |
| 859-024 | SV, GANCHO DE HOJA ANGULADA |
| 859-030 | SV, GANCHO CUERPO EXTENDIDO |
| 859-020 | SV, GANCHO HOJA ANGOSTA |
| 859-052 | SV, GANCHO HOJA ANGOSTA INCLINADA |
| 859-002 | SV, GANCHO PEDICULAR |
| 859-010 | SV, GANCHO HOJA ANCHA |
| 859-124 | GANCHO HOJA ANGULADA, TI |
| 859-130 | CUERPO EXTENDIDO TI 5 X 9.5 |
| 859-162 | IZQUIERDA, ANGULADA, TI |
| 859-142 | OFFSET IZQUIERDA, TI |
| 859-120 | HOJA ANGOSTA, TI, 5 X 9.5 |


|


 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL


 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TÉCNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

✓

7330




- 859-152 HOJA ANCHA, TI, INCLINADA
- 859-122 HOJA ANGOSTA, TI, CHICA, GRV 5X8
- 859-102 GANCHO PEDICULAR TI, PED 8
- 859-160 ANGULADO, DERECHA, TI
- 859-140 OFFSET TI, DERECHA
- 859-150 HOJA STANDARD, TI, INCLINADA
- 859-001 SV, GANCHO PEDICULADO TI, CHICO, PED 5
- 859-110 GANCHO HOJA ANCHA, TI, 7X9.5
- 859-112 HOJA ANCHA, TI, GROOVE, CHICA, 7 X 8
- 848-011 VERILLA PUNTA HEX., 4.5MM
- 5440030 SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste,
- 5440430 SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste,
- 5440130 SOLERA SET SCREW/Tornillos de Ajuste,
- 55811004015 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.0
- 55811004020 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.1
- 55811004025 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.2
- 55811004030 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.3
- 55811004035 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.4
- 55811004040 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.5
- 55811004045 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.6
- 55811004050 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.7
- 55811004055 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.8
- 55811004060 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.9
- 55811004065 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.10
- 55811004070 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.11
- 55811004075 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.12
- 55811004080 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.13
- 55811004515 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.14
- 55811004520 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.15
- 55811004525 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.16
- 55811004530 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.17
- 55811004535 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.18
- 55811004540 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.19
- 55811004545 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.20
- 55811004550 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.21
- 55811004555 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.22
- 55811004560 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.23
- 55811004565 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.24
- 55811004570 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.25
- 55811004575 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.26
- 55811004580 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.27
- 55811005015 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.28
- 55811005020 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.29
- 55811005025 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.30
- 55811005030 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.31
- 55811005035 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.32
- 55811005040 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.33
- 55811005045 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.34
- 55811005050 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.35
- 55811005055 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.36
- 55811005060 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.37
- 55811005065 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.38
- 55811005070 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.39
- 55811005075 SAS ASSEMBLY, VARILLA 5.5/6.40

[Handwritten mark]

[Signature]
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TÉCNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7 3 4 0




55811005080 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005085 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005090 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005515 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005520 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005525 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005530 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005535 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005540 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005545 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005550 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005555 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005560 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005565 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005570 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005575 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005580 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005585 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811005590 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006015 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006020 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006025 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006030 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006035 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006040 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006045 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006050 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006055 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006060 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006065 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006070 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006075 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006080 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006085 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006090 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006515 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006520 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006525 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006530 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006535 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006540 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006545 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006550 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006555 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006560 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006565 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006570 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006575 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006580 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006585 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811006590 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007015 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007020 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007025 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]
ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC



55811007030 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007035 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007040 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007045 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007050 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007055 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007060 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007065 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007070 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007075 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007080 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007085 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007090 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007515 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007520 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007525 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007530 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007535 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007540 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007545 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007550 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007555 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007560 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007565 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007570 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007575 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007580 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007585 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
55811007590 SAS ASSEMBLY 5.5/6.0 VARILLA,
8670855 SEXTANT M8, TORNILLO BREAK OFF
8672030 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672035 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672040 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672045 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672050 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672055 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672060 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672065 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672070 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672075 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672080 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672085 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672090 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672095 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8672100 SEXTANT, VARILLA CP PRE-DOBLADA
8675545 SEXTANT TI M8 MAS 5.5MMX45MM
8675550 SEXTANT TI M8 MAS 5.5MMX50MM
8677530 SEXTANT TI M8 MAS 7.5MMX30MM
8677535 SEXTANT TI M8 MAS 7.5MMX35MM
8677540 SEXTANT TI M8 MAS 7.5MMX40MM
8677545 SEXTANT TI M8 MAS 7.5MMX45MM
7441172 GANCHO, CUERPO EXTENDIDO, TI
7441162 GANCHO, HOJA ANGULADA, LUMBAR, TI
7441122 GANCHO, HOJA ANGOSTA, TI



MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC




7441199 GANCHO, OFFSET IZQUIERDA, TI
7441198 GANCHO, OFFSET DERECHA, TI
7441102 GANCHO PEDICULAR, TI
7441142 GANCHO INCLINADO, TORÁCICO, TI
7441114 GANCHO, HOJA ANCHA, GRANDE, TI
7441113 GANCHO, HOJA ANCHA, MEDIANO, TI
7441112 GANCHO, HOJA ANCHA, CHICO, TI
75494525 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75494530 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75494535 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75494540 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495525 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495530 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495535 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495540 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495545 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75495550 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75496530 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75496535 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75496540 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75496545 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75496550 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75496555 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75497535 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75497540 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75497545 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75497550 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
75497555 L5.5 REDUCTION MAS, TI,
74444020 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444020 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444020 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444025 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444030 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444035 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444035 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444035 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444040 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444045 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444045 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444050 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444050 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86944520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
74444525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75444525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76444525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86944525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC

7340



| | |
|----------|--------------------------|
| 74444530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75444530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76444530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86944530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74444535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75444535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76444535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86944535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74444540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75444540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76444540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86944540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75444545 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76444545 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86944545 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75444550 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86944550 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445020 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445020 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945020 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445025 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445025 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445025 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945025 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445030 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445030 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445030 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945030 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445035 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445035 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445035 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945035 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445040 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445040 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445040 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945040 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445045 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445045 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445045 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945045 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445050 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445050 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445050 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945050 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945520 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445525 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445525 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445525 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945525 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |

f



 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL


 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

✓

7340

| | |
|----------|--------------------------|
| 75445535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445545 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445545 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445545 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945545 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74445550 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445550 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445550 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945550 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75445555 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76445555 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945555 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945560 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86945565 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446025 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446025 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446030 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446030 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446035 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446040 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446040 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446045 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446045 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446050 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446050 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446055 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446055 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446060 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446065 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446520 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86946520 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446520 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74446525 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446525 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446525 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86946525 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74446530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86946530 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74446535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86946535 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 74446540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 75446540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 76446540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |
| 86946540 | TORNILLO MULTIAXIAL, TI, |


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.





74446545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75446565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76446565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946570 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86946575 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76447565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75447570 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947570 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86947575 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948520 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948525 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

76448530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948530 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948535 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948540 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948545 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948550 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948555 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948560 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
75448565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
76448565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948565 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948570 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
86948575 TORNILLO MULTIAXIAL, TI,
7442420 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442425 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442430 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442435 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442440 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443425 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443430 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443435 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443440 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7442550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443525 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443530 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443535 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443540 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443545 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443550 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443625 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443630 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443635 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443640 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7443645 TORNILLO, ÀNGULO FIJO, TI,
7440020 SET SCREW/Tornillos de Ajuste, BREAK-OFF, TI
86745535 SEXTANT TI M8 MAS,
86745540 SEXTANT TI M8 MAS,

[Handwritten mark]

[Signature]
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


[Signature]
ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

86745545 SEXTANT TI M8 MAS,
86746535 SEXTANT TI M8 MAS,
86746540 SEXTANT TI M8 MAS,
86746545 SEXTANT TI M8 MAS,
86746550 SEXTANT TI M8 MAS,
75454535 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75454540 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455030 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455035 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455040 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455525 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455530 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455535 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455540 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455545 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75455550 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456525 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456530 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456535 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456540 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456545 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456550 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75456555 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457525 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457530 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457535 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457540 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457545 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457550 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75457555 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
75454530 TORNILLO UNI-AXIAL, TI,
7195525 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195530 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195535 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195540 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195545 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195550 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195555 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195560 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195565 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195570 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7195575 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196525 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196530 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196535 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196540 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196545 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196550 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196555 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196560 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196565 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196570 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7196575 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197525 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC


7340



7197530 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197535 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197540 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197545 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197550 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197555 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197560 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197565 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197570 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7197575 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198525 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198530 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198535 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198540 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198545 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198550 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198555 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198560 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198565 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198570 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7198575 CHD MAS, CANULADO CON COBERTURA DE HA,
7191530 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191535 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191540 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191545 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191550 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191555 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191560 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191625 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191630 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191635 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191640 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191645 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191650 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191655 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191660 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191665 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191725 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191730 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191735 CDH, MAS CON COBERTURA DE HA,
7191740 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191745 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191750 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191755 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191760 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191765 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191770 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191825 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191830 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191835 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191840 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191845 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191850 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,
7191855 CDH MAS, CON COBERTURA DE HA,

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




7340

| | |
|-------------|---|
| 7191860 | CDH MAS, CON COBERTURA DE HA, |
| 7191865 | CDH MAS, CON COBERTURA DE HA, |
| 5442016 | X 10 CROSSLINK, FIJO, 16MM M/L, |
| 5442019 | X 10 CROSSLINK, FIJO, 19MM M/L, |
| 5442022 | X 10 CROSSLINK, FIJO, 22MM M/L, |
| 5442025 | X 10 CROSSLINK, FIJO, 25MM, M/L, |
| 5442028 | X 10 CROSSLINK, FIJO, 28MM, M/L, |
| 5442031 | X 10 CROSSLINK, FIJO, 31MM, M/L, |
| 5442034 | X 10 CROSSLINK, FIJO, 34MM, M/L, |
| 5442136 | 36/38mm 4.75 MULTISPAN X10 CROSSLINK, FIJO |
| 5442037 | 37MM M/L, X10 CROSSLINK, FIJO, 4.75 |
| 5442138 | 38/42mm 4.75 MULTI-SPAN, X10 CROSSLINK |
| 54840004020 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004025 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004030 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004035 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004040 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004045 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004050 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004055 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004520 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004525 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004530 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004535 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004540 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004545 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004550 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 54840004555 | MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75, |
| 5441174 | GANCHO CUERPO EXTENDIDO, 4.75, GRANDE |
| 5441173 | GANCHO CUERPO EXTENDIDO, 4.75, MEDIANO |
| 5441172 | GANCHO CUERPO EXTENDIDO, 4.75, CHICO |
| 5441124 | GANCHO HOJA ANGOSTA, 4.75, GRANDE |
| 5441123 | GANCHO HOJA ANGOSTA, 4.75, MEDIANO |
| 5441122 | GANCHO HOJA ANGOSTA, 4.75, CHICO |
| 5441199 | GANCHO OFFSET 4.75, GRANDE, IZQUIERDA |
| 5441198 | GANCHO OFFSET 4.75, GRANDE, DERECHA |
| 5441197 | GANCHO OFFSET 4.75, CHICO, IZQUIERDA |
| 5441196 | GANCHO OFFSET 4.75, CHICO, DERECHA |
| 5441104 | 4.75 , GANCHO PEDICULAR, GRANDE |
| 5441103 | 4.75 , GANCHO PEDICULAR, MEDIANO |
| 5441102 | 4.75 , GANCHO PEDICULAR, CHICO |
| 5441101 | 4.75 , GANCHO PEDICULAR, X-CHICO |
| 5441143 | 4.75 , GANCHO INCLINADO, ANGOSTO, MEDIANO |
| 5441142 | 4.75 , GANCHO INCLINADO, CHICO |
| 5441133 | 4.75 , GANCHO INCLINADO, ANCHO, MEDIANO |
| 5441303 | 4.75, TAH GANCHO PEDICULAR, MEDIANO |
| 5441302 | 4.75, TAH GANCHO PEDICULAR, CHICO |
| 5441342 | 4.75, TAH GANCHO PROCESO TRANSVERSAL, CHICO |
| 5441343 | 4.75, TAH GANCHO PROCESO TRANSVERSAL, MEDIANO |
| 5441114 | 4.75, GANCHO HOJA ANCHA, GRANDE |
| 5441113 | 4.75, GANCHO HOJA ANCHA, MEDIANO |
| 5441112 | 4.75, GANCHO HOJA ANCHA, CHICO |
| 5443120 | 4.75/6.35, TI MS CLSD, ILÍACO, 20MM |
| 5443110 | 4.75/6.35, TI MS CLSD, ILÍACO, 10MM |

Andrea Rodriguez
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL

Andrea Rodriguez
 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TÉCNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC



5443130 4.75/6.35, TI MS CLSD, ILÍACO, 30MM
5443160 4.75/6.35, TI MS CLSD, ILÍACO, 60MM
1475000500 VARILLA CHROMALOY, 4.75mm, L = 500MM
5442141 4.75 MULTI-SPAN X10 CROSSLINK
5442147 4.75 MULTI-SPAN X10 CROSSLINK
54840005020 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005025 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005030 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005035 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005040 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005045 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005050 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005055 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005520 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005525 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005530 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005535 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005540 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005545 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005550 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005555 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840005560 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006020 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006025 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006030 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006035 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006040 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006045 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006050 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006055 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006060 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006520 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006525 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006530 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006535 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006540 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006545 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006550 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006555 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006560 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006565 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006570 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840006580 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
5442160 4.75 MULTI-SPAN X10 CROSSLINK, 60/86MM,
54840007500 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007520 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007525 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007530 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007535 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007540 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007545 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007550 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007555 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007560 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


[Handwritten signature]
ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7370

54840007565 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007570 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007580 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840007590 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008500 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008525 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008530 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008535 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008540 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008545 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008550 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008555 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008560 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008565 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008570 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008580 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840008590 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009500 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009525 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009530 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009535 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009540 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009545 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009550 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009555 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009560 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009565 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009570 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009580 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840009590 MAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
54840015535 CNMAS 5.5 X 35 CC
54840015540 CNMAS 5.5 X 40 CC
54840015545 CNMAS 5.5 X 45 CC
54840015550 CNMAS 5.5 X 50 CC
54840016535 CNMAS 6.5 X 35 CC
54840016540 CNMAS 6.5 X 40 CC
54840016545 CNMAS 6.5 X 45 CC
54840016550 CNMAS 6.5 X 50 CC
54840016555 CNMAS 6.5 X 55 CC
54840017530 CNMAS 7.5 X 30 CC
54840017535 CNMAS 7.5 X 35 CC
54840017540 CNMAS 7.5 X 40 CC
54840017545 CNMAS 7.5 X 45 CC
5442130 CROSSLINK 5442130, 4.75 TI,
5442132 CROSSLINK 5442132, 4.75 TI,
54410004525 FAS 4.5 X 25, TI (sic)
54410004530 FAS 4.5 X 30, TI (sic)
54410004535 FAS 4.5 X 35, TI (sic)
54410004540 FAS 4.5 X 40, TI (sic)
54410004545 FAS 4.5 X 45, TI (sic)
54410005025 FAS 5.0 X 25, TI (sic)
54410005030 FAS 5.0 X 30, TI (sic)
54410005035 FAS 5.0 X 35, TI (sic)
54410005040 FAS 5.0 X 40, TI (sic)

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




1998

- 54410005045 FAS 5.0 X 45, TI (sic)
- 54410005520 FAS 5.5 X 20 TI (sic)
- 54410005525 FAS 5.5 X 25 TI (sic)
- 54410005530 FAS 5.5 X 30 TI (sic)
- 54410005535 FAS 5.5 X 35 TI (sic)
- 54410005540 FAS 5.5 X 40 TI (sic)
- 54410005545 FAS 5.5 X 45 TI (sic)
- 54410005550 FAS 5.5 X 50 TI (sic)
- 54410006520 FAS 6.5 X 20 TI (sic)
- 54410006525 FAS 6.5 X 25 TI (sic)
- 54410006530 FAS 6.5 X 30 TI (sic)
- 54410006535 FAS 6.5 X 35 TI (sic)
- 54410006540 FAS 6.5 X 40 TI (sic)
- 54410006545 FAS 6.5 X 45 TI (sic)
- 54410006550 FAS 6.5 X 50 TI (sic)
- 54410006555 FAS 6.5 X 55 TI (sic)
- 54410007535 FAS 7.5 X 35 TI (sic)
- 54410007540 FAS 7.5 X 40 TI (sic)
- 54410007545 FAS 7.5 X 45 TI (sic)
- 54410007550 FAS 7.5 X 50 TI (sic)
- 54410007555 FAS 7.5 X 55 TI (sic)
- 54890004525 RMAS ASSEMBLY 4.5 x 25,
- 54890004530 RMAS ASSEMBLY 4.5 x 30,
- 54890004535 RMAS ASSEMBLY 4.5 x 30,
- 54890004540 RMAS ASSEMBLY 4.5 x 40,
- 5440230 TORNILLO AJUSTE REDUCCION, TI, 4.75
- 54890005525 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890005530 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890005535 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890005540 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890005545 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890005550 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890006535 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890006540 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890006545 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890006550 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890006555 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890007535 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890007540 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890007545 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890007550 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 54890007555 RMAS ASSEMBLY PARA VARILLA 4.75,
- 858-124 SS. GANCHO HOJA ANGULADA
- 858-130 SS. CUERPO EXTENDIDO 5 X 9.5
- 858-230 SS. GROOVE, GRANDE
- 858-220 SS. GROOVE 5 X 11, GRANDE
- 858-218 SS GROOVE, HOJA ANCHA, 7 X 11, GRANDE
- 858-202 SS, GANCHO PEDICULAR, GRANDE
- 858-120 SS, HOJA ANGOSTA, 5 X 9.5
- 858-122 SS, HOJA ANGOSTA, CHICA, GROOVE, 5 X 8
- 858-102 SS, GANCHO PEDICULAR, PED 8
- 858-112

Andrea Rodriguez
 MEDTRONIG LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL

Andrea Rodriguez
 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7378



TSRH®, SISTEMA ESPINAL

- 1556000500 CHROMALOY(+) VARILLA, 5.5 X 500MM
- 811 -402 1 /4", CROSSLINK PERFIL BAJO
- 811-301 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
- 811-302 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
- 811-303 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
- 811-304 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
- 811-305 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
- 811-306 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
- 811-307 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
- 811-308 5.5MM, CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO
- 811-300 5.5MM, INTERLOK, VARILLA PERFIL BAJO
- 811 -400 LOW PROFILE CROSSLINK, OFFSET
- 811 -401 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
- 811 -403 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
- 811 -404 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
- 811 -405 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
- 811-406 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
- 811-407 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA
- 811-408 CROSSLINK LOW PROFILE/PERFIL BAJO, PLACA

DYNA-LOK®, SISTEMA ESPINAL

- 843-160 DYNA-LOK, TUERCA, TI

DYNALOK PLUS™, SISTEMA ESPINAL

- 8430005 7.5MM, TUERCA NON-BREAKOFF


GDLH®, SISTEMA ESPINAL POSERIOR


- 845-011 5.5MM, VARILLA PUNTA HEXAGONAL
- 845-011L 5.5MM, SS, VARILLA PUNTA HEXAG. REVESTIDA
- 8550011L 5.5MM, VARILLA PUNTA HEXAGON. REVESTIDA, TI
- 855-011 5.5MM, VARILLA PUNTA HEXAGONAL

LIBERTY®, SISTEMA ESPINAL POSTERIOR

- 8581260 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581265 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581266 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581267 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581268 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581269 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581270 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581275 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581276 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581278 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581279 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581280 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581285 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581286 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581288 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8581289 TORNILLO ILÍACO 0 GRADO,
- 8591165 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591166 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591167 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591168 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,

k


 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL


 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

713 70




- 8591169 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591160 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591175 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591176 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591177 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591178 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591179 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591170 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591180 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591185 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591186 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591187 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591188 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591189 TORNILLO ILÍACO 0BL., 10 GRADOS,
- 8591260 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
- 8591265 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
- 8591266 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
- 8591267 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
- 8591268 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
- 8591269 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
- 8591276 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
- 8591277 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
- 8591279 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
- 8591285 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
- 8591286 TORNILLO ILÍACO TI, 0 GRADO,
- 8591287 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
- 8591288 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
- 8591289 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
- 8591270 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
- 8591275 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
- 8591278 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,
- 8591280 TORNILLO ILÍACO, TI, 0 GRADO,

MAST QUADRANT™, SISTEMA RETRACTOR Fabricantes: (1), (2), (3), (4)

- 9560658 QUADRANT, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
- 9568010 ANEXO BRAZO FLEXIBLE GIRATORIO
- 9568228 MEDIO TUBO IZQUIERDA,
- 9569228 MEDIO TUBO DERECHA,
- 9568224 MEDIO TUBO, IZQUIERDA,
- 9568225 MEDIO TUBO, IZQUIERDA,
- 9568226 MEDIO TUBO, IZQUIERDA,
- 9568227 MEDIO TUBO, IZQUIERDA,
- 9568011 QUADRANT, ABRIDOR
- 9568000 QUADRANT, RETRACTOR
- 9569224 MEDIO TUBO DERECHA,
- 9569225 MEDIO TUBO DERECHA,
- 9569226 MEDIO TUBO DERECHA,
- 9569227 MEDIO TUBO DERECHA,
- 9568115 HOJA ANGOSTA
- 9568105 HOJA ANCHA
- 9568117 HOJA ANGOSTA
- 9568107 HOJA ANCHA
- 9568119 HOJA ANGOSTA
- 9568109 HOJA ANCHA

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



9568008 ENSEMBLE RACK MEDIAL/LATERAL


METR^x™, SISTEMA

- 9569813 DISP 18MM X 3CM, TUBO ANGULADO
- 9569814 DISP 18MM X 4CM, TUBO ANGULADO
- 9569815 DISP 18MM X 5CM, TUBO ANGULADO
- 9569816 DISP 18MM X 6CM, TUBO ANGULADO
- 9569817 DISP 18MM X 7CM, TUBO ANGULADO
- 9569818 DISP 18MM X 8CM, TUBO ANGULADO
- 9569819 DISP 18MM X 9CM, TUBO ANGULADO
- 9560703 DISP 22MM X 3CM, RETRACTOR
- 9560704 DISP 22MM X 4CM, RETRACTOR
- 9560705 DISP 22MM X 5CM, RETRACTOR
- 9560706 DISP 22MM X 6CM, RETRACTOR
- 9560707 DISP 22MM X 7CM, RETRACTOR
- 9560708 DISP 22MM X 8CM, RETRACTOR
- 9560709 DISP 22MM X 9CM, RETRACTOR
- 9562613 DISP 26MM X 3CM, RETRACTOR
- 9562614 DISP 26MM X 4CM, RETRACTOR
- 9562615 DISP 26MM X 5CM, RETRACTOR
- 9562616 DISP 26MM X 6CM, RETRACTOR
- 9562617 DISP 26MM X 7CM, RETRACTOR
- 9562618 DISP 26MM X 8CM, RETRACTOR
- 9562619 DISP 26MM X 9CM, RETRACTOR
- 9560802 18MM, SISTEMA ILUMINACIÓN RADIANCE
- 9560702 RADIANCE, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
- 9560757 RADIANCE X, SISTEMA DE ILUMINACIÓN

CD HORIZON®, SISTEMA ESPINAL

- 5541102 5.5/6.0 , Gancho para Pedículo-Chico
- 5541103 5.5/ 6.0 , Gancho para Pedículo- Mediano
- 5541104 5.5/6.0 , Gancho para Pedículo- Grande
- 5541112 5.5/ 6.0 , Gancho de Hoja Ancha- Chico
- 5541113 5.5/ 6.0 , Gancho de Hoja Ancha- Mediano
- 5541114 5.5/ 6,0 , Gancho de Hoja Ancha- Grande
- 5541122 5.5/ 6.0 , Gancho de Hoja Angosta- Chico
- 5541123 5.5/ 6.0 , Gancho de Hoja Angosta- Mediano
- 5541124 5.5/ 6.0 , Gancho de Hoja Angosta- Grande
- 5541133 5.5/ 6.0 , Gancho Rampante/Curvo, Hoja Ancha - Mediano
- 5541142 5.5/ 6.0 , Gancho Rampante/Curvo, Hoja Angosta - Chico
- 5541143 5.5/ 6.0 , Gancho Rampante/Curvo, Hoja Angosta - Mediano
- 5541172 5.5/6.0 , Gancho de Cuerpo Extendido- Chico
- 5541173 5.5/ 6.0 , Gancho de Cuerpo Extendido- Mediano
- 5541174 5.5/ 6.0 , Gancho de Cuerpo Extendido- Grande
- 5541198 5.5/ 6.0, Gancho Offset - Derecho
- 5541199 5.5/ 6.0, Gancho Offset - Izquierdo
- 5541302 5.5/ 6.0, Gancho Pedículo TAH - Chico
- 5541303 5.5/ 6.0, Gancho Pedículo TAH - Mediano


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC



- 5541342 5.5/6.0, Gancho TAH para Proceso Transversal - Chico
- 5541343 5.5/6.0, Gancho TAH para Proceso Transversal - Mediano
- 5541188 5.5/ 6.0, Gancho Torácico Hoja Angulada - Derecho
- 5541189 5.5/ 6.0, Gancho Torácico Hoja Angulada - Izquierdo
- 5541190 5.5/6.0, Gancho Torácico Superior Angulado - Derecho - Mediano
- 5541191 5.5/6.0, Gancho Torácico Superior Angulado - Izquierdo - Mediano
- 5541312 5.5/6.0, Gancho TAH Supra-Laminar - Chico
- 5541313 5.5/6.0, Gancho TAH Supra-Laminar - Mediano
- 5541322 5.5/6.0, Gancho TAH Infra-Laminar - Chico
- 5541323 5.5/6.0, Gancho TAH Infra-Laminar - Mediano
- 5541101 5.5/6.0, Gancho para Pedículo, X-Small

CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

- 75475530 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75475535 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75475540 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75475545 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75475550 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75475555 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75476530 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75476535 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75476540 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75476545 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75476550 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75476555 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75477530 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75477535 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75477540 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75477545 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75477550 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado
- 75477555 CD Horizon ®, Sistema Espinal de Tornillo Fenestrado

Instrumental del sistema:

- 105-109 TAPA, FULL MODULAR-GENÉRICA
- 105-891L TAPA, M8 MULTI-AX BASE ROSCADA SS

[Handwritten signature]
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature]
 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TÉCNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




105-892L TAPA, M8 MULTI-AX ROSCADA - CHICA SS
 110-129 MÓDULO 1/4", LP CROSSLINK, TI
 110-130 MÓDULO 1/4", LP CROSSLINK, TI
 110-150P NAMEPLATE/PLACA INDICADORA, LP CROSSLINK, 1/4"TI
 110-166P NAMEPLATE/PLACA INDICADORA, LP CROSSLINK, 1/4"TI
 115-129 MÓDULO 5.5MM, LP CROSSLINK, TI
 115-150P NAMEPLATE/PLACA INDICADORA, LP CROSSLINK, 5.5MM
 115-166P NAMEPLATE/PLACA INDICADORA, LP CROSSLINK, 5.5MM TI
 115-891L TAPA, M8 MULTI-AX SCRW STAND TI
 115-940 CAJA, VARILLAS FLEXIBLES 5.5MM, TI
 125-100 CAJA, BASE-FUNDACIÓN
 125-142 BANDEJA, UPPER M8 MULTI-AX SCR SM
 125-143 BANDEJA, UPPER M8 MULTI-AX SCR SM
 125-166 BANDEJA, LP CROSSLINK
 165-100 MÓDULO, GANCHO PEDI M8 SS
 165.126 MAS 5.5, MÓDULO CLAVOS, SS
 170.025 CAJA M8 4.5, MODULO CLAVOS/ROSCADO 5.0MM, TI
 170.125 CAJA M8, MODULO CLAVOS/ROSCADO 5.0MM, TI
 170.126 170.126 BANDEJA CLAVOS
 185.046 CAJA M8, PLATAFORMA BANDEJA CLAVOS
 7030032 SONDA ROSCADA
 7050031 SONDA ROSCADA MAS
 7050032 SONDA ROSCADA FAS
 9563215 MidLine Access, Bandeja Instr. (Core/Principal)
 7050010L TAPA CAJA EXTERNA
 7059225 CDHL 5.5 4.0-5.5 IMP BANDEJA I, TI
 7059328L CDHL MAS 4.0-5.5 TAPA BANDEJA, TI
 7059329L CDHL MAS 5.5-8.5 TAPA BANDEJA, TI
 7574006L CDH LNGITUDE IMPL. TAPA BANDEJA
 115-130 MODULO, 5-5MM, LP CROSSLINK, TI
 115-892L TAPA, M8 MULTI-AX, CLAVOS, SMDIA TI
 125-128 TAPA, LP CROSSLINK, MÓDULO
 165.101 BANDEJA IMPLANTE GANCHO PEDIÁTRICO, SS
 165.111 BANDEJA IMPLANTE GANCHO STANDARD, SS
 165.326 M8 MAS, BANDEJA CLAVOS EXTRA - SS
 165-108 MÓDULO, GANCHO ADULT M8 SS
 165-112 MÓDULO, GANCHO STANDARD M8 SS
 165-116 MÓDULO, CLAVOS 5.5MM M8 SS
 165-120 MÓDULO, CLAVOS 6.5MM M8 SS
 165-124 MÓDULO, CLAVOS 7.5MM M8 SS
 165-128 MÓDULO, TAPÓN SS
 165-132 MÓDULO, CONECTOR SS
 165-136 MÓDULO, GRAPA/ARANDELA SS

[Signature]
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodríguez
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7370



- 165-144 MÓDULO, VARILLAS SS
- 165-148 MÓDULO, SS CLAVOS 4.5MM
- 170.129 BANDEJA P/IMPLANTE GANCHO Y CLAVO
- 170.133 BANDEJA P/IMPLANTE GANCHO Y CLAVO
- 170.225 MÓDULO CLAVOS 6.5/7.5mm, Ti
- 170.326 BANDEJA CLAVOS M8 MAS EXTRA, -TI
- 1700026 MÓDULO IMPLANTE M8 MAS 4,5/5.0, TI
- 1700126 MÓDULO IMPLANTE M8 MAS 5.5, TI
- 1700226 MÓDULO IMPLANTE M8 MAS 6,5/7.5, TI
- 170-100 MÓDULO, GANCHO PED1 M8, TI
- 170-104 MÓDULO, CDH ASI GANCHO PEDI.
- 170-108 MÓDULO, CDH GANCHO ADULTO
- 170-112 MÓDULO, GANCHO STANDARD M8, TI
- 170-116 MÓDULO, CLAVOS 5.5MM, TI
- 170-120 MÓDULO, CLAVOS 6.5MM, TI
- 170-124 MÓDULO, CLAVOS 7.5MM, TI
- 170-128 MÓDULO, TAPÓN, TI
- 170-132 MÓDULO, CONECTOR, TI
- 170-136 MÓDULO, GRAPA/ARANDELA, TI
- 170-144 MÓDULO, VARILLA, TI
- 170-148 MÓDULO, CLAVOS 4.5MM, TI
- 17548547 BANDEJA IMPLANTE MAS 5.0-6.0, SS
- 17548548 BANDEJA IMPLANTE MAS 4.5/5.5/6.5, SS
- 185.045 CAJA M8, PLATAFORMA BANDEJA GANCHO
- 185.049 SET BANDEJA IMPLANTE CLAVOS M8 MAS
- 185-004 MÓDULO, INSTR. CIERRE TAPÓN, BR
- 1850077 CAJA EXTERNA GENÉRICA DOBLE, CAJA 1850077
- 1850079 TAPA GENÉRICA EXTERNA, TAPA 1850079
- 185-008 MÓDULO, REDUCTOR PORTA IMPLANTE
- 185-012 MÓDULO, REDUCTOR DE VARILLA
- 185-016 MÓDULO, GANCHO PRED-PEDI
- 185-020 MÓDULO, SOSTÉN COMP/DISTR/VARILLA
- 185-028 MÓDULO, PREP. CLAVOS
- 185-044 PLATAFORMA P/BANDEJA
- 185-048 BANDEJA, TAPA
- 185-052 BASE, INDIVIDUAL
- 185-054 BASE, EXTERIOR 2.5" PROF.
- 185-056 BASE, DOBLE
- 185-060 BASE, TRIPLE
- 185-072 BASE, ESTILO DOBLE FILTRO
- 185-076 BASE, ESTILO TRIPLE FILTRO
- 185-080 TAPA, BASE FILTRO
- 185-084 MÓDULO, COMPONENT (sic)




MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

975

- 1858543 CROSSLINK, BANDEJA
- 1858543L CROSSLINK, TAPA BANDEJA
- 1858544 CROSSLINK, INSERTO BANDEJA
- 1858642 BANDEJA KIT PREPARACIÓN PEDÍCULO
- 1858701 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 1 - INSTRUMENT.
- 1858702 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 2 - INSTRUMENT.
- 1858703 CDHL ANTERIOR, CAJA INST. EXTERIOR 2
- 1858704 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 3 - INSTRUMENT.
- 1858705 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 4 - INSTRUMENT.
- 1858706 CDHL ANTERIOR, CAJA EXTERNA IMPLANTE
- 1858707 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 2 - IMPLANTE
- 1858707L CDHL ANTERIOR, TAPA BANDEJA IMPLANT
- 1858708 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 1 - IMPLANTE
- 1858709 CDHL ANTERIOR, SET MÓDULO CLAVOS
- 1858709L CDHL ANTERIOR, TAPA P/SET MÓDULO CLAVOS
- 1858710 CDHL ANTERIOR CROSSLINK, MÓDULO
- 1858710L CDHL ANTERIOR CROSSLINK, TAPA MÓDULO
- 1858712 CDHL ANTERIOR, BANDEJA 5 - INST.
- 185 8713 CDHL ANTERIOR, CAJA EXTER. 1 - INSTR.
- 1858714 CDHL ANTERIOR, CAJA EXTER. 3 - INSTR.
- 19548548 MAS 4.5/5.5/6.5, BANDEJA IMPLANTE, TI
- 2700129 SET CADDY CLAVOS M8
- 2700129L TAPA CADDY SET CLAVOS M8
- 2800001 BANDEJA IMPLANT. M8 DEGEN MAS 1
- 2800001L TAPA BANDEJA IMP. M8 DEGEN MAS 1
- 2800002 BANDEJA M8 DEGEN MAS IMPL. 2
- 2800021 BANDEJA INSTR. M8 DEGEN 1
- 2800022 BANDEJA INSTR. M8 DEGEN 2
- 2800023 BANDEJA INSTR. M8 DEGEN 3
- 2880001L TAPA CAJA EXTERNA M8
- 2880002 CAJA INSTR. EXTERNA DEGEN M8
- 2880003 CAJA IMPL. EXTERNA DEGEN M8
- 7030010L LEGACY, TAPA CAJA EXTERNA 3.5
- 7030235 SET CADDY CLAVOS
- 7030510 CAJA EXTERNA, INSTRUMENTAL, TRIPL.
- 7030521 BANDEJA INSTRUM. #1
- 7030522 BANDEJA INSTRUM. #2
- 7030523 BANDEJA INSTRUM. #3
- 7039235L TAPA CADDY SET CLAVOS, TI
- 7039510 LEGACY, CAJA EXTERNA 3.5, TI
- 7039510L TAPA BANDEJA IMPLANTES, TI
- 7039520 BANDEJA IMPLANTES, TI
- 7039533 MÓDULO GANCHOS, TI

f



MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

✓

7039533L TAPA MÓDULO GANCHOS, TI
 7039830 X-10 CROSSLINK S MÓDULO, TI
 7039830L TAPA MÓDULO X-10 CROSSLINKS, TI
 7040110 LEGACY, CAJA EXTERNA 4.5 APICAL DEROTATOR (sic)
 7040124 CDHL 4.5 G4, BANDEJA DEROTATOR (sic)
 7049400 LEGACY, CAJA EXTERNA 4.5 MAS, TI
 7049400L LEGACY, TAPA CAJA EXTERNA 4.5
 7049420 LEGACY, BANDEJA P/IMPLANTE 4.5 MAS (1 DE 2), TI
 7049420L LEGACY, TAPA BANDEJA P/IMPLANTE 4.5
 7049421 LEGACY, BANDEJA P/IMPLANTE 4.5 MAS (2 DE 2), TI
 7049422 LEGACY, BANDEJA INSTRUM. 4.5 MAS
 7049423 SET CLAVOS MÓDULO 7049423 LEGACY, 4.5
 7049425L TAPA MÓDULO SET CLAVOS LEGACY, 4.5
 7049438 TAPA GENÉRICA P/MÓDULO GANCHOS LEGACY, 4.5
 7049450 LEGACY, CAJA EXTERNA 4.5 FAS, TI
 7049451 LEGACY, BANDEJA P/IMPLANTE 4.5 FAS (1 DE 2), TI
 7049452 LEGACY, BANDEJA P/IMPLANTE 4.5 FAS (2 DE 2), TI
 7049453 LEGACY, BANDEJA P/INSTRUMENTAL 4.5 FAS
 7049470 LEGACY, CAJA EXTERNA P/GANCHO 4.5, TI
 7049471 LEGACY, BANDEJA IMPLANTE GANCHO 4.5, TI
 7049472 LEGACY, BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHO 4.5
 7049473 LEGACY, MÓDULO GANCHO 4.5, TI
 7049473T LEGACY, TAPA MÓDULO GANCHO 4.5, TI
 7049490 LEGACY, CAJA EXTERNA INSTRUMENTAL 4.5 (1 DE 2)
 7049491 LEGACY, BANDEJA INSTRUMENTAL 4.5 (1 DE 4)
 7049493 LEGACY, CAJA EXTERNA INSTRUM. 4.5(2 DE 2)
 7049494 LEGACY, BANDEJA INSTRUMENTAL 4,5 (3 DE 4)
 7049495 LEGACY, BANDEJA INSTRUMENTAL 4.5 (4 DE 4)
 7049496 CDH LEGACY, BANDEJA INSTRUMENTAL 4.5 G4 - 2
 7050010 CDHL, SET CAJA INSTRUM. 5.5 - 1
 7050011L CDHL, TAPA CAJA INST. ACCESO MÍNIMO
 7050020 CDHL, CAJA INSTRUM. 2
 7050110 CDHL, CAJA INSTRUM. DEROT. APIC 5.5
 7050120 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 1
 7050121 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 2
 7050122 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 3
 7050123 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 4
 7050124 CDHL, BANDEJA INSTR. 5.5 APIC DEROT.
 7050135 CDHL, BANDEJA MANIPULACIÓN COLUMNA VERT. 5.5
 7050135L CDHL, TAPA MANIPULACIÓN COLUMNA VERT. 5.5
 7050233 CDHL, MÓDULO SET CLAVOS
 7050234 CDHL, MÓDULO SET CLAVOS IRROMPIBLES
 7050235 CDHL, MÓDULO SET CLAVOS



 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL



 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC



- 7050238 LEGACY, RMAS 5.5, MÓDULO CLAVOS STANDARD
- 7050314 DEGEN OUTER INSTRUMENT CASE/CAJA EXTERNA INSTRUM.
- 7050316 CDHL, CAJA INSTRUM. ACCESO MÍNIMO
- 7050327 CDHL, BANDEJA CLAVOS IRROMPIBLES
- 7050331 CDHL DEGEN, BANDEJA INSTRUM. 1
- 7050333 CDHL DEGEN, BANDEJA INSTRUM. 3
- 7050334 CDHL, BANDEJA CLAVOS PRE. INST.
- 7050335 CDHL, BANDEJA INSTR. ACCESO MÍNIMO
- 7050336 CDHL 5.5 DEGEN, BANDEJA INSTRUMENTAL
- 7050420 CDH LGCY 5.5, BANDEJA INSTRUM.- TLIF DISTR
- 7050420L CDH LEGACY 5.5, TAPA BANDEJA INSTRUM.-TL1F DISTR
- 7050423 CDHL FAS, BANDEJA INSTRUM. PREP. CLAVOS
- 7050524L CDHL, TAPA BANDEJA IMPLANTE GANCHO
- 7050525 CDHL, BANDEJA INSTRUM. GANCHOS
- 7050532L CDHL, TAPA MODULO GANCHO STANDARD
- 7050533L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHO/ESPECIAL.
- 7050534 CDHL, MÓDULO INSTALAC. GANCHOS
- 7050620 LEGACY RMAS 5.5, BANDEJA INSTRUM.
- 7056420 CDH LGCY 6.35, BANDEJA INSTRUM.- TLIF/PLIF DISTR
- 7056420L CDH LGCY 6.35, TAPA BANDEJA-TLIF/PLIF D1ST
- 7058233ML CDHL 5.5, TAPA MÓDULO SET CLAVOS, SS
- 7059220 CDHL 5.5 DEGEN, BANDEJA IMPL. 1, TI
- 7059221 CDHL 5.5 DEGEN, BANDEJA IMPL. 2, TI
- 7059222 CDHL 5.5 DEFORM, BANDEJA IMPL 1, TI
- 7059223 CDHL 5.5 DEFORM, BANDEJA IMPL 3, TI
- 7059224 CDHL 5.5 DEFORM, BANDEJA IMPL. 2, TI
- 7059226 CDHL 5.5 4.0-5.5, BANDEJA IMPL. 2 TI
- 7059227 CDHL 5.5 5.5-8.5, BANDEJA IMPL. 1 TI
- 7059228 CDHL 5.5 5.5-8.5, BANDEJA IMPL. 2 TI
- 7059233ML CDHL 5.5, TAPA MOD. SET CLAVOS, TI
- 7059234ML CDHL 5.5, TAPA MOD. IRROMPIBLES, TI
- 7059235L CDHL, TAPA MOD. SET CLAVOS, TI
- 7059235ML CDHL 5.5, TAPA MOD. SET CLAVOS, TI
- 7059238ML CDHL RMAS 5.5, TAPA CLAVOS STANDARD, TI
- 7059313 CDHL DEGEN MAS, CAJA 1, TI IMPL
- 7059314 LEGACY 5.5 UAS, CAJA EXTERNA, TI
- 7059315 CDHL, CAJA CLAVOS IRROMPIBLES, TI
- 7059317 CDHL MAS 4.0-5.5MM, CAJA EXTERNA, TI
- 7059318 CDHL MAS 5.5-8.5, CAJA EXTERNA, TI
- 7059319 CDHL DEF MAS, CAJA, TI
- 7059325L CDHL DEGEN MAS, TAPA BANDEJA IMPL.
- 7059327L CDHL, TAPA BANDEJA IRROMPIBLE, TI
- 7059341L CDHL DEF MAS, TAPA BANDEJA IMPL., TI


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




7059351 LEGACY 5.5, BANDEJA IMPL. 1, TI
7059351L LEGACY 5.5, TAPA IMPL. , TI
7059352 LEGACY 5.5, UAS BANDEJA IMPL. 2, TI
7059353 LEGACY, 5.5 UAS BANDEJA IMPL. 3, TI
7059410 CDHL 5.5, CAJA FAS EXTRA, TI
7059411 CDHL FAS, CAJA, TI
7059421 CDHL FAS, BANDEJA IMPL. 1, TI
7059421L CDHL FAS, TAPA BANDEJA IMPL., T1
7059422 CDHL FAS, BANDEJA IMPL. 3, TI
7059423 CDHL FAS, BANDEJA IMPL. 2, TI
7059500 CAJA EXTERNA CLAVOS HUESO CORTICAL
7059501L TAPA CAJA EXTERNA CLAVOS HUESO CORTICAL
7059510 BANDEJA IMPLANT. CLAVOS HUESO CORTICAL, SUPERIOR
7059511L TAPA BANDEJA IMPL. CLAVOS HUESO CORTICAL
7059520 BANDEJA IMPLANT. CLAVOS HUESO CORTICAL, INFERIOR
7059524 CDHL, BANDEJA IMPLANTE GANCHO, TI
7059532 CDHL, MÓDULO GANCHO STANDARD, TI
7059532L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHO STANDARD, T1
7059533 CDHL, MÓDULO GANCHO P/ESPECIALID., TI
7059533L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHO P/ESPECIALIDAD
7059610 LEGACY RMAS 5.5, CAJA EXTERNA, TI
7059620 LEGACY RMAS 5.5, BANDEJA IMPLANT. , TI
7059620L LEGACY RMAS 5.5, TAPA IMPL., TI
7059630 CDHL DOMINO MOD, TI
7059630L CDHL DOMINO, TAPA MÓDULO, T1
7060010 CDHL 6.35, EXTERIOR INSTRUMENT. (sic), 1
7060020 CDHL 6.35, CAJA EXTERNA INSTRUMENT. 2
7060120 CDHL 6.35, BANDEJA SET INSTRUM. 1
7060121 CDHL 6.35, BANDEJA SET INSTRUM. 2
7060122 CDHL 6.35, BANDEJA SET INSTRUM. 3
7060123 CDHL 6.35, BANDEJA SET INSTRUM. 4
7060233 CDHL 6.35, CADDY SET CLAVOS
7060234 CDHL 6.35, MÓDULO SET CLAVOS
7060327 CDHL 6.35, BANDEJA IMPL. IRROMPIBLE
7060334 CDHL 6.35, DEFORM, BANDEJA INSTRUMENTAL
7060423 CDHL 6.35 FAS, BANDEJA INSTRUMENTAL
7060524L CDHL 6.35, TAPA IMPLANTE GANCHO
7060525 CDHL 6.35, BANDEJA INSTRUM. GANCHO
7060532L CDHL 6.35, TAPA MÓD. GANCHO STD GEN
7060533L CDHL 6.35, TAPA MÓD. GANCHO P/ESPECIAL., GEN
7069233 ML CDHL 6.35, TAPA CADDY CLAVOS, TI
7069234 ML CDHL 6.35, TAPA SET MODULO CLAVOS,
7069315 CDHL 6.35, EXTERNA IRROMPIBLE, TI (sic)

[Handwritten mark]

[Signature]
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7573



- 7069317 CDHL 6.35, 4.0-5.5, EXTERIOR/EXTERNA, TI
- 7069318 CDHL 6.35, 5.5-8.5, EXTERIOR/EXTERNA, TI
- 7069319 CDHL 6.35, DEFORM, EXTERIOR/EXTERNA, TI
- 7069327L CDHL 6.35, TAPA IMPL. IRROMPIBLE, TI
- 7069328 CDHL 6.35, 4 0-5.5, BANDEJA IMPL. 1, TI
- 7069328L CDHL 635 4.0-5.5, TAPA IMPL., TI
- 7069329 CDHL 6.35, 5.5-8.5, BANDEJA IMPL. 1, TI
- 7069329L CDHL 6.35, 5.5-8.5, TAPA IMPL., TI
- 7069338 CDHL 6.35, 4.0-5.5, BANDEJA IMPL. 2, TI
- 7069339 CDHL 6.35, 5.5-8.5, BANDEJA IMPL. 2 ,TI
- 7069341 CDHL 6.35, DEFORM, BANDEJA IMP. 1, TI
- 7069341L CDHL 6.35, DEFORM, TAPA IMP, TI
- 7069342 CDHL 6.35, DEFORM, BANDEJA IMP 2, TI
- 7069343 CDHL 6.35, DEFORM, BANDEJA IMP 3, TI
- 7069411 CDHL 6.35, FAS, EXTERIOR/EXTERNO, TI
- 7069421 CDHL6.35 FAS, BANDEJA IMPL. 1,TI
- 7069421L CDHL 6.35 FAS, TAPA IMPLANT. TI
- 7069422 CDHL 6.35 FAS, BANDEJA IMPL. 2, TI
- 7069511 CDHL 6.35, EXTRACTOR GANCHO, TI
- 7069524 CDHL 6.35, BANDEJA IMPLANTE GANCHO, TI
- 7069532 CDHL 6.35, MOD. GANCHO STAD., TI
- 7069532L CDHL 6.35, TAPA MOD. GANCHO STD., TI
- 7069533 CDHL 6.35, MOD. GANCHO ESPEC., TI
- 7069533L CDHL 6.35, TAPA MOD. GANCO P/ESPEC., TI
- 7572000 SEXTANT II, CAJA EXTERNA
- 7572002R SEXTANT II, BANDEJA INSTRUM. #1
- 7572003 SEXTANT II, BANDEJA INSTRUM. # 2
- 7572004 SEXTANT II, BANDEJA INSTRUM. #3
- 7572006 SEXTANT II, TAPA BANDEJA IMPLANT.
- 7572008 SEXTANT II, BANDEJA IMPLANT.
- 7573001 SEXTANT II, CAJA EXTERNA REDUCCIÓN
- 7573004 SEXTANT II, TAPA CAJA EXTERNA REDUCCIÓN
- 7573005 SEXTANT II , BANDEJA REDUCCIÓN INTERNA A
- 7573006 SEXTANT II, BANDEJA REDUCCIÓN INTERNA B
- 7573007 SEXTANT II, BANDEJA REDUCCIÓN INTERNA C
- 7574000 CDH LNGITUDE, SET INSTRUM. 1 (CAJA EXTERNA)
- 7574000L CDH LONGITUDE, TAPA CAJA EXTERNA
- 7574000L CDH LONGITUDE, TAPA CAJA EXTERNA (sic)
- 7574001 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTR. 1
- 7574002 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTR. 2
- 7574003 CDH LNGITUDE, SET INSTRUM. 2 (CAJA EXTERNA)
- 7574004 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTRUMENT. 3
- 7574005 CDH LNGITUDE, SET IMPL. (CAJA EXTERNA)



f


 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL


 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC

7340




7574006 CDH LNGITUDE, BANDEJA IMPL.
7574007 CDH LNGITUDE, BANDEJA VARILLAS RECTAS
7574008 CDH LNCITUDE, MÓDULO SET CLAVOS
7574008L CDH LNCITUDE. TAPA MÓD. SET CLAVOS
7574009 CDH LNGITUDE MAS, CADDY CLAVOS
7574010 CDH LNGITUDE FAS, BANDEJA IMPL.
7574010L CDH LNGITUDE FAS, TAPA BANDEJA IMPL.
7870136 H.A., VALIJA CLAVOS RECUBIERTOS
8081528 CAJA CORTANTE VARILLAS MANUAL
8081530 TAPA - CUTTER DE VARILLAS
8110112 LEGACY 4.5 X10, TAPA CAJA EXTERNA
8110113 LEGACY 4.5X10, BANDEJA INSTRUMENT.
8110114 LEGACY 4.5 X10 CROSSLINK, TAPA MÓDULO, GEN
8111111 X-10 CROSSLINK, BASE EXETERNA
8111112 X-10 CROSSLINK, TAPA BASE EXTERNA
8111113 X-10 CROSSLINK, BANDEJA INSTRUMENT.
8111114 TAPA SUPERIOR MÓDULO IMPLANT.
8111115 TAPA INFERIOR MÓDULO IMPLANT.
8111141 LEGACY, 4.5 X10, CAJA EXTERNA, TI
8111142 LEGACY, 4.5 X10 CROSSLINK, TAPA MÓDULO, TI
8114401 LEGACY, 4.5 X10 CROSSLINK, MÓDULO, TI
8115501 X-10 CROSSLINK, 5.5, TI MÓDULO
8390304 LEGACY CANUL., 5.5MM, CAJA EXTERNA
8390305 LEGACY CANUL., 5.5MM, TAPA EXTERNA
8390306 LGCY CANUL. 5.5MM, BANDEJA INSTR. SUPERIOR
8390309 LEGACY CANUL. 5.5MM, TAPA BANDEJA IMPL.
8390310 MAST QUAD/MAST LGCY EXTERNO (NUEVO)
8390314 LEGACY CANUL., BANDEJA INSTRUM., INFERIOR
8390315 LEGACY CANUL., BANDEJA IMPL.
8580010 CD HORIZON M8, CAJA INSTRUMENT. EXTRACCIÓN
8580020 CD HORIZON M10, CAJA INSTRUMENT. EXTRACCIÓN
8580030 TSRH, CAJA INSTRUMENTAL EXTRACCIÓN
8671001 SEXTANT TRIPLE, CAJA EXTERNA
8682001 M8 RMAS, BASE EXTERNA - SS
8682002 M8 RMAS, BANDEJA INSTRUMENT. -SS
8682003 5.5 RMAS MÓDULO - SS
8682004 6.5 & 7.5 RMAS MÓDULO - SS
8682005 M8 MÓDULO TAPÓN REDUCCIÓN - SS
8682006 M8 RMAS MÓDULO BANDEJA - SS
8682008 M8 RMAS TAPA BANDEJA RADEL - SS
8682101 M8 BASE GANCHO REDUCCIÓN, SS
8682103 M8 APA BANDEJA IMPLANTE RHOOK, SS
8682104 M8 MÓDULO GANCHO REDUCCIÓN, SS

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


8682105 M8 MÓDULO TAPÓN GANCHO REDUCCIÓN, SS
8682106 M8 BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHO
8682107 M8 BANDEJA IMPLANTE REDUCCIÓN GANCHO
8692001 M8 RMAS, BASE EXTERNA - TI
8692002 M8 RMAS, BANDEJA INSTRUMENTAL - TI
8692003 5.5 RMAS MÓDULO - TI
8692004 6.5 & 7.5 RMAS MÓDULO - TI
8692005 M8 MÓDULO TAPÓN REDUCCIÓN- TI
8692006 M8 RMAS BANDEJA MÓDULO - TI
8692008 M8 RMAS TAPA BANDEJA RADEL - TI
8692011 M8 MÓDULO VARILLA PRE-FLEXIONADA
8692012 M8 TAPA MÓDULO VARILLA PRE-FLEXIONADA
8692101 M8 BASE GANCHO REDUCCIÓN, TI
8692103 M8 RHOOK TAPA BANDEJA IMPLANTE, TI
8692104 M8 MÓDULO GANCHO REDUCCIÓN, TI
8692105 M8 MÓDULO TAPON REDUCCIÓN GANCHO, TI
9560693 METRX, BONINA BIPOLAR RECTA
9560711 METRX, BASE EXTERNA DOBLE
9560713 METRX II, VALIJA DESCARTABLES
9568006 QUADRANT, BANDEJA MÓDULO HOJAS
9568013 MAST QUADRANT BANDEJA
9569529 BANDEJA DILATADORES, RÍGIDOS
9569530 CAJA EXTERNA, BRAZO FLEXIBLE
9569532 METRX, BANDEJA BRAZO FLEXIBLE, RÍGIDA
9569694 CAJA EXTERNA, TAPA
9569712 BRAZO FLEXIBLE/BANDEJA DILATADORES, ARTIC
9569790 CAJA EXTERNA, INSTRUMENTAL METRX II
9569791 INSTRUMENTAL, BANDEJA 1
9569792 INSTRUMENTAL, BANDEJA 2
9569793 INSTRUMENTAL, BANDEJA 3
9569794 INSTRUMENTAL, BANDEJA 4
9569795 INSTRUMENTAL, BANDEJA 2 (ANIDADO)
6478831 CAJA DIST., DR SYS con PLCD (sic)
9560658 QUADRANT, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
9568000 QUADRANT, RETRACTOR
9568008 ENSAMBLE DE RACK MEDIAL/LATERAL
9568010 ANEXO BRAZO FLEXIBLE GIRATORIO
9568011 QUADRANT, ABRIDOR
9568105 HOJA ANCHA 5CM
9568107 HOJA ANCHA 7CM
9568109 HOJA ANCHA 9CM
9568115 HOJA ANGOSTA 5CM
9568117 HOJA ANGOSTA 7CM

7370



[Signature]
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


[Signature]
ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



7340

9568119 HOJA ANGOSTA 9CM
9568224 MEDIO TUBO IZQUIERDO, 40MM
9568225 MEDIO TUBO IZQUIERDO, 50MM
9568226 MEDIO TUBO IZQUIERDO, 60 M M
9568227 MEDIO TUBO IZQUIERDO, 70MM
9568228 MEDIO TUBO IZQUIERDO, 80MM
9569224 MEDIO TUBO DERECHO, 40MM
9569225 MEDIO TUBO DERECHO, 50MM
9569226 MEDIO TUBO DERECHO, 60MM
9569227 MEDIO TUBO DERECHO, 70MM
9569228 MEDIO TUBO DERECHO, 80MM
8670015 PACK AGUJAS (TRO.TRO)
7570900 ENSAMBLE P/INSERCIÓN VARILLA
7570901 LONGITUDE, ENSAMBLE EXTENSOR REDUCCIÓN
7570905 LONGITUDE, MANGUITO REDUCCIÓN
7575300 INSEROR DE VARILLA
75753019 EXTENSOR EXTERNO MULTI-LEVEL
75753029 EXTENSOR MEDIO MULTI-LEVEL
75753039 EXTENSOR A - NIVEL ÚNICO
75753049 EXTENSOR B - NIVEL ÚNICO
75753059 MANGUITO INTERNO EXTENSOR
7576301 SEXTANT II - EXTENSOR EXTERIOR P/REDUCCIÓN - M/L
7576302 SEXTANT II - EXTENSOR MEDIO P/REDUCCIÓN - M/L
7576303 SEXTANT II - EXTENSOR A P/REDUCCIÓN S/L
7576304 SEXTANT II - EXTENSOR B P/REDUCCIÓN S/L
7576305 SEXTANT II - MANGUITO INTERNO P/REDUCCIÓN
8675300 SEXTANT, ENSAMBLE INSEROR DE VARILLA
9560702 RADIANCE, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
9560703 DISP 22MM X 3 CM RETRACTOR
9560704 DISP 22MM X 4CM RETRACTOR
9560705 DISP 22MM X 5CM RETRACTOR
9560706 DISP 22MM X 6CM RETRACTOR
9560707 DISP 22M M X 7CM RETRACTOR
9560708 DISP 22MM X 8CM RETRACTOR
9560709 DISP 22MM X 9CM RETRACTOR
9560757 RADIANCE X, SISTEMA DE ILUMINACIÓN
9560802 RADIANCE, SISTEMA ILUMINACIÓN 18MM
9562613 DISP 26MM X 3CM , RETRACTOR
9562614 DISP 26MM X 4CM , RETRACTOR
9562615 DISP 26MM X 5CM , RETRACTOR
9562616 DISP 26MM X 6CM , RETRACTOR
9562617 DISP 26MM X 7CM , RETRACTOR
9562618 DISP 26MM X 8CM , RETRACTOR

f


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL.



ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



7360

- 9562619 DISP 26MM X 9CM , RETRACTOR
- 9569813 DISP 18MM X 3CM , RETRACTOR
- 9569814 DISP 18MM X 4CM , RETRACTOR
- 9569815 DISP 18MM X 5CM , RETRACTOR
- 9569816 DISP 18MM X 6CM , RETRACTOR
- 9569817 DISP 18MM X 7CM , RETRACTOR
- 9569818 DISP 18MM X 8CM , RETRACTOR
- 9569819 DISP 18MM X 9CM , RETRACTOR
- 8680051 MS DESTORNILLADOR MULTI AXIAL
- 1858711 CDHL, SONDA ROSCADA ANTERIOR
- 6480122 INSTRUMENTO 6480122, DISPARADOR DE TAPONES
- 6480136 INSTRUMENTO 6480136, REDUCTOR VARILLAS
- 6480144 INSTRUMENTO 6480144, IMPULSOR ROMPIBLE
- 6480150 INSTRUMENTO 6480150, LLAVE DE CARRACA
- 6480172 INSTRUMENTO 6480172, DISTRACTOR
- 6480173 INSTRUMENTO 6480173, DISTRACTOR
- 6480282 INSTRUMENTO 6480282, DESTORNILLADOR
- 6481000 INSTRUMENTO 6481000, LEZNA QUICK CONNECT
- 6481005 INSTRUMENTO 6481005, IMPACTOR DE GRAPAS
- 6481010 INSTRUMENTO 6481010, POSICIONADOR DE CLAVOS
- 6481011 INSTRUMENTO 6481011 CROSSLINK, SOSTÉN, PORTA INSTRUMENTO
- 6481019 INSTRUMENTO 6481019 , GUÍA DE LEZNA - 19MM
- 6481021 INSTRUMENTO 6481021 , GUÍA DE LEZNA - 21MM
- 6481023 INSTRUMENTO 6481023 , GUÍA DE LEZNA - 23MM
- 6481025 INSTRUMENTO 6481025 , GUÍA DE LEZNA - 25MM
- 6481205 INSTRUMENTO 6481205, IMPACTOR DE GRAPAS
- 6905787 COMPRESOR
- 6905788 DISTRACTOR
- 7350112 SONDA
- 7350122 DISPARADOR DE TAPÓN HEXAGONAL 3MM
- 7350131 IMPULSOR PROVISORIO 3.0MM
- 7350132 IMPULSOR REVISIÓN 2.5MM
- 7350142 OSCILADOR DE FORCEP
- 7350144 IMPULSOR 3.0MM
- 7350145 IMPULSOR ROMPIBLE CON ASA T
- 7350150 LLAVE DE CARRACA
- 7350162 FLEXOR DE VARILLA - VARILLA F/ 3.5MM
- 7350175 SUJETA VARILLA 3.5MM
- 7350211 PORTA GANCHO CURVO
- 7350216 PORTA GANCHO RECTO
- 7350236 EMPUJA VARILLA 3.5MM
- 7350255 FLEXOR IN-SITU IZQUIERDO
- 7350260 FLEXOR IN-SITU DERECHO

V



 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodríguez
 REPRESENTANTE LEGAL


 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7340

7350265 FLEXOR CORONAL-IZQUIERDO, VARILLA 3.5MM
7350270 FLEXOR CORONAL-DERECHO, VARILLA 3.5MM
7350280 DESTORNILLADOR FIJO
7350621 ELEVADOR, TRANS. REDUCIDO, PROC.
7350626 BUSCADOR, PEDÍCULO REDUCIDO
7350631 ELEVADOR, LAMINAR REDUCIDO
7352030 MACHO 3.5MM
7352032 MACHO 4.5MM
7480100 CALIBRADOR/SONDA PUNTA DUAL
7480104 LEZNA REDONDA, ASA IN-LINE
7480109 LEGACY, IMPULSOR CORTO MAS 5.5
7480110 SONDA LUMBAR
7480112 SONDA TORÁCICA
7480113 LEGACY, IMPULSOR 5.5 MAS
7480114 DESTORNILLADOR HEXAGONAL AHUSADO
7480122 SET DISPARADOR CLAVOS
7480126 INSERSOR DE VARILLA
7480130 IMPULSOR, PROVISORIO
7480131 IMPULSOR PROVISORIO, CORTO
7480134 REDUCTOR DE VARILLA CORTO, VARILLA 5,5
7480136 REDUCTOR DE VARILLA LARGO, VARILLA 5.5MM
7480142 LEGACY, 5.5 OSCILADOR
7480144 IMPULSOR, ROMPIBLE, HEXAGONAL, 6.35MM
7480147 IMPULSOR, QUICK CONNECT, T27
7480150 LLAVE DE CARRACA CERRADA
7480154 T27 CON OBTURADOR
7480156 DISPARADOR DE TAPONES T27 IRROMPIBLE
7480162 FLEXOR FRANCÉS CON ASAS DE SILICONA
7480165 COMPRESOR PARALELO, PEQUEÑO
7480166 COMPRESOR PARALELO, GRANDE
7480170 DISTRACTOR PARALELO
7480171 DISTRACTOR
7480172 5.5MM TL1F/PLIF, DISTRACTOR
7480175 SUJETA VARILLA
7480205 DESTORNILLADOR DOBLE PROPÓSITO
7480211 PORTA IMPLANTE TRAD LATERAL
7480216 PORTA IMPLANTE TRAD RECTO
7480220 ELEVADOR LAMINAR ANCHO
7480221 ELEVADOR LAMINAR ANGOSTO
7480222 ELEVADOR TRANSVERSAL DE PROCESO
7480225 BUSCA PEDÍCULO
7480230 IMPULSOR DE GANCHO DOBLE PROPÓSITO
7480231 IMPULSOR DE GANCHO PARA PORTA IMPLANTE


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




7370


7480235 IMPULSOR DE VARILLA
7480240 TRANSLADOR LATERAL
7480245 PORTA TRANSLADOR LATERAL
7480255 FLEXOR IN-SITU IZQUIERDO
7480260 FLEXOR IN-SITU DERECHO
7480265 FLEXOR DE PLANO CORONAL - IZQUIERDO
7480270 FLEXOR DE PLANO CORONAL - DERECHO
7480280 LEGACY, 5.5 DESTORNILLADOR FIJO
7480282 LEGACY, 5.5 DESTORNILLADOR FIJO CON GUÍA IMAGEN
7480285 LLAVE ROTACIÓN VARILLA
7480290 LEGACY, 5.5 DEROTADOR APICAL
7480391 PORTA IMPLANTE DEROTADOR , 5.5
7480392 PUENTE DEROTADOR -S
7480393 PUENTE DEROTADOR -M
7480394 PUENTE DEROTADOR - L
7480395 INTERLINK DEROTADOR
7480396 ASA PUENTE DEROTADOR
7480397 ASA INLINE DEROTADOR
7480398 TUERCA PUENTE DEROTADOR
7484109 LEGACY, IMPULSOR CORTO MAS 4.5
7484114 IMPULSOR HEXAGONAL 3.5MM, AHUSADO
7484126 INSERSOR DE VARILLA, 4.5MM
7484134 REDUCTOR DE VARILLA, L4.5
7484142 OSCILADOR, L4.5
7484147 IMPULSOR T25, QUICK-CONNECT
7484151 LLAVE DE CARRACA CON VENTANAS
7484154 T25 CON OBTURADOR
7484165 COMPRESOR PARALELO, PEQUEÑO, L4.5
7484166 COMPRESOR PARALELO, GRANDE, L4.5
7484170 DISTRACTOR PARALELO, U.5
7484171 DISTRACTOR, L4.5
7484175 SUJETA VARILLA 4.5
7484216 PORTA IMPLANTE, RECTO, U.5
7484217 INSERSOR DE GANCHO, CAUTIVO. U.5
7484219 PORTA IMPLANTE, OFFSET, U.5
7484220 ELEVATOR, LAMINAR REDUCIDO
7484221 ELEVATOR, LAMINAR REDUCIDO ANGOSTO
7484222 ELEVATOR, TRANS. REDUCIDO, PROCESO
7484225 BUSCA PEDÍCULO
7484231 IMPULSOR DE GANCHO PARA PORTA IMPLANTE, U.5
7484235 IMPULSOR DE VARILLA 4.5
7484236 IMPULSOR DE VARILLA, 4.5, FORMA C
7484255 FLEXOR, IZQUIERDO, INSITU, VARILLAS 4.5MM



MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

- 7484260 FLEXOR, DERECHO, INSITU, VARILLAS 4.5MM
- 7484265 FLEXOR, CORONAL IZQUIERDO, VARILLAS 4.5MM
- 7484270 FLEXOR, CORONAL DERECHO, VARILLAS 4.5MM
- 7484282 LEGACY, IMPULSOR FIJO CON GUÍA DE IMÁGENES 4.5
- 7484285 LLAVE ROTACIÓN DE VARILLA, VARILLAS 4.5MM
- 7484290 DEROTADOR APICAL 4.5
- 7485207 LEGACY 5.5, MANGUITO EXT. 7MM
- 7485214 LEGACY 5.5, MANGUITO EXT. 14MM
- 7485248 LLAVE DE CARRACA CIRCULAR 5.5MM
- 7485249 INTERRUPTOR TAB 5.5
- 7485250 IMPULSOR CORTO RMAS L5.5
- 7486109 LEGACY, IMPULSOR CORTO 635 MAS
- 7486126 INSERSOR DE VARILLAS 6.35
- 7486134 REDUCTOR DE VARILLA, 6.35, CORTO
- 7486142 LEGACY, 6.35 OSCILADOR
- 7486150 6.35, LLAVE DE CARRACA CERRADA
- 7486172 6.35MM TL1F/PLIF DISTRACTOR
- 7486175 SUJETA VARILLA 6.35
- 7486211 PORTA IMPLANTE LATERAL 6.35
- 7486216 PORTA IMPLANTE RECTO 6.35
- 7486219 PORTA GANCHO OFFSET, L6.35
- 7486231 6.35 GANCHO DESMONTABLE
- 7486235 6.35 VARILLA DESMONTABLE/EXPULSA VARILLA
- 7486255 6.35 FLEXOR INSITU IZQUIERDO
- 7486260 6.35 FLEXOR INSITU DERECHO
- 7486265 6.35 FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDO
- 7486270 6.35 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHO
- 7486280 LEGACY, 6.35 IMPULSOR FIJO
- 7486285 6.35 LLAVE ROTACIÓN VARILLAS
- 7570011 HERRAMIENTA CONFIRMATORIA VARILLA
- 7570020 LEGACY, IMPULSOR ANEXO
- 7570021 IMPULSOR CLAVO ÓSEO
- 7570022 IMPULSOR CLAVO ÓSEO PUNTA ESFÉRICA
- 7570023 IMPULSOR DE CLAVO ÓSEO C/RETENCIÓN
- 7570031 TROCAR DE VARILLA
- 7570088 T-27 IMPULSOR P/REMOCIÓN
- 7570090 ASA REMOVIBLE BREAK OFF
- 7570800 ESTIMADOR PUNO DE ENTRADA DE VARILLA
- 7570801 LLAVE DE CARRACA
- 7570802 TREFINA P/SUCCIÓN
- 7570907 IMPULSOR FAS
- 7570909 SEXTANT II, IMPULSOR CLAVO ÓSEO P/REDUCCIÓN
- 7570922 SEXTANT II, IMPULSOR PUNTA ESFÉRICA P/REDUCCIÓN


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



- 7570923 SEXTANT II, IMPULSOR DE RETENCIÓN P/REDUCCIÓN
- 7570930 LONGITUDE, RACK COMPRESOR/ DISTRACTOR
- 7570932 BRAZO POSICIONADOR COMPRESOR/DISTRACTOR
- 7570988 SEXTANT II, REMOCIÓN T27 P/ REDUCCIÓN
- 7575306 GUÍA P/AGUJA
- 7575307 RADIOLUCENT, GRAPA
- 7575311 TEMPLATE VARILLA TEMPORARIAS
- 7575312 INDICADOR TEMPLATE VARILLA
- 7576309 IMPULSOR DE TUERCA P/REDUCCIÓN
- 7576310 Q/C SEXTANT II, IMPULSOR TUERCA REDUCCIÓN
- 7576311 TEMPLATE VARILLA REDUCCIÓN TEMPORARIA
- 7576312 SEXTANT II, INDIADOR TEMPLATE VARILLA REDUCCIÓN
- 7578000 MEDIDOR DE PROFUNDIDAD P/SONDA
- 7578001 CORREDERA SONDA PROFUNDIAD
- 7578095 COMPRESOR RETENCIÓN SET CLAVOS MODULARES
- 7578200 VERIFICADOR DE VARILLA
- 7579000 QC, ASA T P7TRINQUETE
- 7650091 IMPULSOR RETENCIÓN SET CLAVOS
- 803-290 HOLT, SONDA PLANA
- 803-291 HOLT, SONDA REDONDA
- 803-292 HOLT, SONDA REDONDA RECTA
- 803-900 DESTORNILLADOR CABEZA HEXAGONAL R1 VER 3900-10
- 808-529 CORTA VARILLA DE MESA, ASA REMOVIBLE
- 808-530 TSRH, FLEXOR FRANCÉS VARILLA
- 808-545 T-BOL.T POS W/LOCK SCR INS, ASM
- 808-555 DANEK, SOSTÉN/ASA ENERGÍA CON LIBERADOR
- 808-572 TEMPLATE VARILLA, L = 8"/20CM
- 808-587 LLAVE HEXAGONAL ROTACIÓN VARILLAS 3/16"
- 808-660 LEZNA RECTA
- 810-501 LW PROFILE CRSLNK PLATE TEMPLA/TEMPLATE PLACAS PERFIL BAJO
- 810-510 LOW PROFILE CROSSLINK, PLATE HO/ PLACAS BAJO PERFIL
- 810-525 LOW PRFL CRSLNK PLT BENDER/FLEXOR PLACAS PERFIL BAJO
- 8110501 TEMPLATE MEDICIÓN
- 8110502 CALIBRE MEDICIÓN
- 8110511 INLINE X10 CROSSLINK, PORTADOR
- 8110525 BENDING IRON
- 8110530 IMPULSOR HEXAGONAL 3.0MM
- 8110535 7/32" DRIVER, 80LB-IN LIMIT
- 8110540 LLAVE DE CARRACA
- 8114501 TEMPLATE P/MEDICIÓN
- 8114502 CALIBRE DE MEDICIÓN, VARILLA 4.5MM
- 8114510 PORTADOR , L4.5, ESTILO FORCEPS
- 8114511 CROSSLINK, PORTA PLACE, L4.5

f

Andrea Rodríguez
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodríguez
 REPRESENTANTE LEGAL

Andrea Rodríguez
 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

✓

- 8114526 HIERRO FLEXOR (4.5MM)
- 8114530 IMPULSOR HEXAGONAL 2.5MM
- 8114539 LLAVE DE CARRACA
- 8114545 POSICIONADOR DE IMPLANTE, L4.5
- 8150500 OSCILADOR EXTENDIDO
- 815-500 PORTA GANCHO OFFSET/OSCILADOR
- 815-502 APROXIMADOR VARILLA
- 815-504 FLEXOR LATERAL 5.5 MM IZQUIERDA
- 815-505 FLEXOR LATERAL 5.5 MM DERECHA
- 815-507 LEZNA ROSCADA
- 815-508 PALANCA PARA APROXIMADOR DE VARILLAS
- 815-515 ASA MULTI-PROPÓSITO
- 815-516 IMPULSOR HEXAGONAL CUADRADO AHUSADO 5MM
- 815-517 IMPULSOR CUADRADO T-20
- 815-518 IMPULSOR CUADRADO T-25
- 815-519 IMPULSOR CUADRADO TORX 30
- 815-520 IMPULSOR CUADRADO 3.5MM
- 815-905 PORTA VARILLA C/ASA DORSAL 5.5MM
- 8200110 GANCHO DE HOJA ANCHA 7-9.5, PROBADOR
- 8200112 GANCHO DE HOJA ANCHA PEQUEÑO 7-8, PROBADOR
- 8200120 GANCHO DE HOJA ANGOSTA 5-9.5, PROBADOR
- 8200130 GANCHO DE CUERPO EXTENDIDO 5-9.5, PROBADOR
- 8200140 PROBADOR GANCHO OFFSET DERECHO
- 8200142 PROBADOR GANCHO OFFSET IZQUIERDO
- 823-365 SONDA
- 823-366 SONDA CURVA
- 836-011 ASA DESTORNILLADOR TRINQUETE Q/C
- 836-014 MACHO SÓLIDO DIAM. 4.5MM
- 836-015 MACHO 5.5MM
- 84674H DESTORNILLADOR P/REMOCIÓN T20/T25
- 84675H ASA PLANA P/DESTORNILLADOR
- 84676H GUÍA CONECTOR ILIO-SACRA
- 84681H ENSAMBLE IMPULSOR GANCHO
- 84682E GUÍA INTRODUCCIÓN TAPÓN - DERECHA
- 84687E IMPULSOR DE TAPÓN PROVISORIO
- 84689E PORTA IMPLANTE LATERAL
- 84692E DISPARADOR DE TAPÓN/DTT
- 84693E DISPARADOR DE SET CLAVOS P/TAPÓN
- 84697H INTRODUTOR TRASDUCTOR TAPÓN
- 84699LH FLEXOR IN SITU IZQUIERDO
- 84699RH FLEXOR IN SITU DERECHO
- 84777H PULSA GANCHO CAUTIVO PARA 6.35
- 84781H ENSAMBLE PULSA GANCHO



Andrea Rodríguez
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodríguez
 REPRESENTANTE LEGAL


Andrea Rodríguez ✓
 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

21370



84782H INTRODUCTOR DE TAPÓN PARA VARILLA 6.35
84799LH FLEXOR IN SITU IZQUIERDO
84799RH FLEXOR IN SITU DERECHO
85603 SUJETA VARILLA
8570525 LP. CROSSLINK, FLEXOR DE PLACAS
8572001 SPREADER CURVO PARA VARILLAS 4.5mm
8572003 PULSA GANCHO, VARILLA 4.5mm
8572004 PINZAS COMPRESIÓN PARA VARILLAS 4.5mm
8572005 PORTA IMPLANTE RECTO
8572006 OSCILADOR, VARILLAS 4.5mm
8572007 PORTA IMPLANTE OFFSET
8572008 MACHO CANULADO, FENESTRADO, 4.5 MM
8572009 MACHO CANULADO, FENESTRADO, 5.0MM
8572010 MACHO CANULADO, FENESTRADO, 6.0MM
8572011 FLEXOR LATERAL, DERECHO, VARILLAS 4.5mm
8572012 FLEXOR LATERAL, IZQUIERDO, VARILLAS 4.5mm
8572013 FLEXOR INSITU, DERECHO, VARILLAS 4,5mm
8572014 FLEXOR INSITU, IZQUIERDO, VARILLAS 4.5mm
8572017 LLAVE DE CARRACA, VARILLAS 4.5MM
8572018 PULSOR FINAL DE TAPÓN
8572019 PORTA ASA VARILLA DORSAL, VARILLA 4.5mm
8572020 FLEXOR VARILLA FRANCÉS, VARILLA 4.5mm
8572030 3.75mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA NEGRA
8572031 4.0mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA GRIS
8572032 4.5mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA MAGENTA
8572033 5.0mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA VERDE CLARO
8572034 5.5mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA VERDE
8572035 6.0mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA GRIS
8572036 6.5mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA AZUL
8572041 4.0mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA GRIS
8572042 4.5mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA MAGENTA
8572043 5.0mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA VERDE CLARO
8572044 5.5mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA VERDE
8572045 6.0mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA GRIS
8572046 6.5mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA AZUL
8572102 SONDING/SENSOR, SONDA, 2MM
858-950 DESTORNILLADOR FIJO M8, 5.5MM
858-952 GUÍA ALINEACIÓN SET CLAVOS PARA M8
858-957 M8 REDUCTOR DE VARILLA
858-985 PORTA IMPLANTE LATERAL
858-987 REDUCTOR DE VARILLA, M8
858-988 BRAZO PALANCA REDUCTOR DE VARILLA LEVER, M8
858-989 REDUCTOR DE VARILLA, M8


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

234




858-989R M8 REDUCTOR DE VARILLA
858-990 LLAVE DE CARRACA M8
8670000 SEXTANT, TROCAR QUICK CONNECT
8670001 SEXTANT, CABLEGUÍA, ROMO
8670002 SEXTANT, CABLEGUÍA, AGUDO
8670003 SEXTANT Q/C, SONDA PEDICULAR
8670004 SEXTANT, MANGUITO P/CABLEGUÍA
8670007 SEXTANT, MANGUITO P/TROCAR/SONDA
8670021 SEXTANT M8, IMPULSOR RE-ARMADO
8670030 SEXTANT, TROCAR P/VARILLA
8670040 SEXTANT, IMPULSOR COMBINACIÓN TAPÓN
8670045 SEXTANT, MACHO, DIA 4.5MM
8670055 SEXTANT, MACHO, DIAM. 5.5MM
8670065 SEXTANT, MACHO, DIAM. 6.5MM
8670075 SEXTANT, MACHO, DIAM. 7.5MM
8670085 MACHO AUTO-PERFORANTE 4.5MM-5.5MM
8670087 MACHO AUTO-PERFORANTE 5.5-6.5
8670090 SEXTANT, IMPULSOR TAPÓN FINAL
8670095 ASA COMPRESOR
8670096 TEMPLATE VARILLA
8674000 MACHO CANULADO, 4.0MM
8675422 SEXTANT, DILATADOR
8680050 DESTORNILLADOR M8 MULTI AXIAL
8680051 DESTORNILLADOR M8 MULTI AXIAL
8680052 DESTORNILLADOR M8 MAS
8680926 IMPULSOR SPLIT T25
8682048 LLAVE DE CARRACA C/ARO M8
8682049 INTERRUPTOR TAB M8
8682050 DESTORNILLADOR P/REDUCCIÓN M8
8682907 M8 MANGUITO REDUCTOR DE VARILLA, 7MM
8682914 M8 MANGUITO REDUCTOR DE VARILLA, 14MM
8683750 MACHO SÓLIDO, 3.75MM
8684000 MACHO SÓLIDO, 4.0MM
8691005 IMPACTOR DE GRAPAS
8691012 CROSSLINK, HERRAMIENTA P/MEDICIÓN, 11/12mm
8691013 CROSSLINK, HERRAMIENTA P/MEDICIÓN, 13/14mm
8691014 CROSSLINK, HERRAMIENTA P/MEDICIÓN, 15/16mm
8691015 CROSSLINK, HERRAMIENTA P/MEDICIÓN, 17/18mm
8691016 CROSSLINK, HERRAMIENTA P/MEDICIÓN, 19mm
870-501 SONDA DE PROFUNDIDAD
8784000 MACHO SÓLIDO CORTICAL, 4.0MM
8784500 MACHO SÓLIDO CORTICAL, 4.5MM
8785000 MACHO SÓLIDO CORTICAL, 5.0MM

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7340



- 8785500 MACHO SÓLIDO CORTICAL, 5.5MM
- 89690E PORTA IMPLANTE CURVO
- 8969 IE PORTA IMPLANTE RECTO
- 9339082 ASA TRINQUETE MODIFICADA OC
- 9339095 CALIBRE
- 94632 PINZAS P/COMPRESIÓN, POSICIÓN 2
- 94633 SPREADER CURVO CON EJE DE 30 GRADOS
- 9560420 METRx , DILATADOR, 5.3MM
- 9560421 METRx , DILATADOR, 9.4MM
- 9560429 METRX , DILATADOR, 18.8 MM
- 9560430 METRX , DILATADOR, 20.8 MM
- 9560431 METRX , DILATADOR, 22.8MM
- 9560432 METRX , DILATADOR, 24.8MM
- 9560523 METRX, ANEXO RAIL CAMA
- 9560524 METRX, BRAZO FLEXIBLE
- 9560534 SUCCIONADOR #10
- 9560535 SUCCIONADOR #8
- 9560561 RETRACTOR P/SUCCIÓN
- 9560691 MICROTIJERAS
- 9560747 PORTA VARILLA, 5.5MM
- 9560787 COMPRESOR MECÁNICO
- 9560788 DISTRACTOR MECÁNICO
- 9561426 METRX , DILATADOR, 12.8MM
- 9561427 METRX , DILATADOR, 14.6MM
- 9561428 METRX , DILATADOR, 16.8MM
- 9561523 ANEXO RAIL CAMA
- 9561524 ENSAMBLE BRAZO FLEXIBLE
- 9561525 RECUPERADOR RAPIZ NERVIOSA C/AUTO-RETENCIÓN
- 9561526 POSICIONADOR BRAZO
- 9563082 Midline, Especúlo
- 9563083 Midline, Weitlaner
- 9563084 Midline , Hoja, Izquierda, 4
- 9563085 Midline , Hoja, Izquierda, 5
- 9563086 Midline , Hoja, Izquierda, 6
- 9563087 Midline , Hoja, Izquierda, 7
- 9563088 Midline , Hoja, Izquierda, 8
- 9563089 Midline , Hoja, Izquierda, 9
- 9563090 Midline , Hoja, Izquierda, 10
- 9563091 Midline , Hoja, Izquierda, 11
- 9563181 Adapador T
- 9563184 Midline, Hoja, Derecha, 4
- 9563185 Midline, Hoja, Derecha, 5
- 9563186 Midline, Hoja, Derecha, 6


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


5370



- 9563187 Midline, Hoja, Derecha, 7
- 9563188 Midline, Hoja, Derecha, 8
- 9563189 Midline, Hoja, Derecha, 9
- 9563190 Midline, Hoja, Derecha, 10
- 9563191 Midline, Hoja, Derecha, 11
- 9569525 RONGEUR P/PITUITARIA 4MM
- 9569536 ASA EN ARO PARA PITUITARIA, 4MM
- 9569559 SUCCIONADOR #12
- 9569560 RETRACTOR ANCHO P/SUCCIÓN
- 9569564 PITUITARIA ANGULADA HACIA ARRIBA 2MM
- 9569565 MICROPITUITARIA 2MM
- 9569566 PITUITARIA 2MM CON DIENTE
- 9569567 MICROPITUITARIA ANGULADA HACIA ARRIBA 2MM
- 9569568 TIJERAS CURVAS
- 9569569 PITUITARIA ANGULADA HACIA ABAJO 2MM
- 9569570 PITUITARIA ANGULADA HACIA ARRIBA 4MM
- 9569600 KERRISON EN BAYONETA, 1 MM, 40
- 9569601 KERRISON EN BAYONETA, 1 MM, 90
- 9569602 KERRISON EN BAYONETA, 2MM, 40
- 9569603 KERRISON EN BAYONETA, 2MM, 90
- 9569604 KERRISON EN BAYONETA, 3MM, 40
- 9569605 KERRISON EN BAYONETA, 3MM, 90
- 9569606 KERRISON EN BAYONETA, 4MM, 40
- 9569607 KERRISON EN BAYONETA, 4MM, 90
- 9569608 KERRISON EN BAYONETA, 5MM, 40
- 9569609 KERRISON EN BAYONETA, 5MM, 90
- 9569620 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, STR
- 9569621 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, STR
- 9569623 CURETA EN BAYONETA, 1.8MM, STR
- 9569624 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, ANG
- 9569625 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, ANG
- 9569627 CURETA EN BAYONETA, 1-8MM, ANG
- 9569628 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, REV
- 9569629 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, REV
- 9569631 CURETA EN BAYONETA, 1.8MM, REV
- 9569638 GANCHO P/NERVIO, EN MICROBAYONETA, STR
- 9569639 PENFIELD EN BAYONETA #7, PUSH/PULL
- 9569640 SONDA WOODSON EN BAYONETA
- 9569641 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, CORTA, DERECHA
- 9569642 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, CORTA, RECTA
- 9569643 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, CORTA, IZQUIERDA
- 9569644 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, LARGA, DERECHA
- 9569645 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, LARGA, RECTA



MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



9569646 SONDA PUNTA ESFÉRICA EN BAYON, LARGA, IZQUIERDA
9569647 PENFIELD EN BAYONETA #2, PUSH/PULL
9569649 PENFIELD EN BAYONETA #4, PUSH/PULL
9569651 GANCHO P/NERVIO EN BAYON., DERECHA
9569652 GANCHO P/NERVIO EN BAYON., RECTO
9569653 GANCHO P/NERVIO EN BAYON., IZQUIERDO
9569654 DISECTOR EN BAYON, DERECHO
9569655 DISECTOR EN BAYON. RECTO
9569656 DISECTOR EN BAYON., IZQUIERDO
9569688 GANCHO NERVIO MICROBAYON., IZQUIERDO
9569689 GANCHO NERVIO MICROBAYON., DERECHO
9569954 RETRACTOR GANCHO NERVIO
9960355 POSICIONADOR DE CABEZA MAS 5.5MM
C620! CCD EMPUJA VARILLA
C6205 CCD FLEXOR FRANCES
C6207 FLEXIBLE CAM EN CCD CURVO
C6841 DESTORNILLADOR T20
C6880 IMPULSOR TAPÓN FINAL
C6901 CURETTE, CCD CON STOP
C6902 SONDA, CURVA, CON GRADUACIÓN MM
C6903 SONDA, RECTA, CON GRADUACIÓN MM
C6904 SONDA, SENSOR FLEXIBLE 3MM
C6905 SONDA, ESFERA FIRME, 2MM
C6906 MARCADOR, REDONDO, IZQUIERDO, CON VARILLA 35MM
C6907 MARCADOR CUADRADO, DERECHO, CON VARILLA 35MM
C6908 ASA, MARCADOR DE CIERRE
185.04 SONDA ROSCADA 7 M8
115-163 MÓDULO, MINI TAPÓN TI-M8
857202 1 L. P. CROSSLINK, TEMPLATEPLACA, VARILLA 4.5mm
869101 Inline, CROSSLINK, Portador
115-92IL TAPA, BANDEJA M8
8380001 TAPA MÓDULO TAPONES Non-Breakoff M8, SS
8380002 BASE MÓDULO TAPONES Non-Breakoff M8, SS
8380003 TAPA CADDY SET CLAVOS TAPONES Non-Breakoff M8, SS
8480000 CADDY SET CLAVOS TAPONES Non-Breakoff M8
8480001 TAPA MÓDULO TAPONES Non-breakoff M8, Ti
8480002 BASE MÓDULO TAPONES Non-Breakoff M8, Ti
8480003 TAPA CADDY SET TAPONES Non-Breakoff M8, Ti
7022204 LEGACY ILIAC, BANDEJA INSTRUMENTAL
7023110L LEGACY ILIAC, TAPA EXTERNA CMAS
7023130 LEGACY ILIAC, MÓDULO SET CLAVOS
7029931 CLAVOS PROBADOR ILIACO 10 GRADOS
7042201 TAPA EXTERNA, TOTALMENTE ROSCADA, TI



MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

2370



7042203 TAPA IMPLANTE, TOTALMENTE ROSCADA, TI
7043100 LEGACY ILIAC, TI, CMAS EXTERNA CS
7043135L LEGACY ILIAC, TAPA MÓD. SET CLAVOS, T1
7480523 IMPULSOR ADAPTADOR FNS
7480702 IMPULSOR P/REMOCIÓN FENESTRADO MAS
7480732 BANDEJA CLAVOS FENESTRADOS
7480900 DESTORNILLADOR SACRO-ILÍACO 0 GRADOS
7480911 LLAVE DE CARRACA ILÍACA
7480930 DESTORNILLADOR CERRADO MAS
7574000L CDH LONGITUDE, TAPA CAJA EXTERNA
808-575 TEMPLATE VARILLA, L=20"/50CM
8581901 SONDA ILIO-SACRA
8682010 BANDEJA INSTRUMENTAL REDUCCIÓN M8
8692009 MÓDULO TAPÓN REDUCCIÓN M8, SS
9563002 MIDLINE, ASA DE HOJA
9563061 MIDLINE , ENSAMBLE DE HOJAS, IZQUIERDA, 5
9563063 MIDLINE , ENSAMBLE DE HOJAS, IZQUIERDA, 7
9563065 MIDLINE, ENSAMBLE DE HOJAS, IZQUIERDA, 9
9563067 MIDLINE, ENSAMBLE DE HOJAS, IZQUIERDA, 11
9563160 MIDUNE , ENSAMBLE DE HOJAS, DERECHA, 4
9563162 MIDLINE , ENSAMBLE DE HOJAS, DERECHA, 6
9563164 MIDLINE , ENSAMBLE DE HOJAS, DERECHA, 8
9563166 MIDLINE , ENSAMBLE DE HOJAS, DERECHA, 10
9563213 Midline, Rótulo Instrumental Acceso OC
9563250 MidLine, bandeja Instrumental (Gen2)
9563303 ENSAMBLE RETRACTOR
176-530 CAJA, FRESA BASE ESTÉRIL
1850076 CAJA 1850076, CAJA EXTERNA GENÉRICA INDIVIDUAL
1850078 CAJA 1850078, CAJA EXTERNA GENÉRICA TRIPLE
1850093 ADAPTADOR FENESTRADO/BANDEJA IMPULSOR
1850094 TAPA BANDEJA GENÉRICA 3/4 (Greatbalch)
1850095 TAPA IMPLANTE METAL GENÉRICO
1850098 TAPA BANDEJA IMPLANTE
1850099 TAPA BANDEJA IMPLANTE GEÉRICO RADEL
1850401 SET R+OTULO-GANCHO
1850402 SET RÓTULO-INSTRUMENTAL 2
1850403 SET RÓTULO INSTRUMENTAL 1
1850404 SET RÓTULO - CROSSLINK
1850408 SET RÓTULO FAS
1850411 CDHS Sextant, RÓTULO CAJA EXTERNA SET INSTRUMENTAL
1850412 CDHS Sextant, RÓTULO CAJA EXTERNA SET REDUCCIÓN
1850413 CDHS Sextant, RÓTULO CAJA EXTERNA SET BILATERAL
1854010 TAPA MÓDULO 1 GANCHO


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

1854011 TAPA MÓDULO 2 GANCHO
 1854100 CDHS, RÓTULO CAJA EXTERNA SET IMPLANTE DEGEN.
 1854101 CDHS 4.75, BANDEJA INFERIOR IMPLANTE DEGEN.
 1854102 CDHS 4.75, BANDEJA SUPERIOR IMPLANTE DEGENER.
 1854103 CDHS 4.75 , RÓTULO SET INSTRUMENT. DEGEN.
 1854104 CDHS 4.75, BANDEJA 2 INSTRUM. DEGEN.
 1854105 CDHS 4.75, BANDEJA 1 INSTRUM. DEGEN.
 1854106 CANASTA RECOLECCIÓN TRIPLE
 1854209 CLASIFICADOR DEFORMIDAD
 1854210 TAPA CLASIFICADOR DEFORMIDAD
 1854211 CDHS, CLASIFICADOR DEGENER.
 1854212 CDHS, TAPA CLASIFICADOR DEGENER.
 1854213 BANDEJA IMPLANTE Ø4.75mm Solera CROSSLINK
 1854214 BANDEJA INSTRUMENTAL Ø4.75mm Solera CROSSLINK
 1854221 CDHS, TAPA MÓDULO SET CLAVOS DEGENER.
 1854222 CDHS, MÓDULO SET CLAVOS DEGENER.
 1855100 CDHS 4.75 Ø 4.5-5.5mm MAS, RÓTULO SET
 1855101 CDHS 4.75 Ø 5.5-7.5mm MAS, RÓTULO SET
 1855102 CDHS 4.75 Ø 8.5-9.5mm MAS, RÓTULO SET
 1855103 CDHS 4.75 Ø 4.5-7.5mm RMAS, RÓTULO SET
 1855105 CDHS 4.75, RÓTULO SET VARILLAS EXPANDIDAS
 1855108 CDHS4.75 Extra05.5-7.5mm MAS, RÓTULO SET
 1855113 CDHS 4.75 VCM, RÓTULO SET INSTRUMENTAL
 1859114 TAPA MÓDULO CONECTOR ILÍACO
 1859115 MÓDULO CONECTOR ILÍACO
 1859116 Sextant, RÓTULO IMPLANTE Y SET INSTRUM. OC
 1859500 CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 1, RÓTULO EXTERNO
 1859501 CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 2, RÓTULO EXTERNO
 1859503 RÓTULO EXTERNO SET CLAVOS PEQUEÑOS 5.5/6.0
 1859504 RÓTULO EXTERNO SET CLAVOS MEDIANOS 5.5/6.0
 1859505 RÓTULOS EXTERNOS SET CLAVOS GRANDES 5.5/6.0
 1859507 RÓTULOS EXTERNOS SET CLAVOS 5.5/6.0 FAS
 1859508 CDHS, RÓTULO OC SET VARILLAS PRE-DOBLADAS 05,5mm
 1859509 CDHS, RÓTULO EXTERNO SET 3 INSTRUMENTAL 5.5
 1859510 CDHS, RÓTULO CAJA EXTERNA 5.5/6.0 RMAS
 1859511 CDHS, RÓTULO OC SET IMPLANTES 04.5-7,5 RMAS
 23000000 VALIJA GENÉRICA (Cajas Deggewlorf)
 2393001 SET IMPULSOR/PERFORADOR DE RÓTULO CAJA EXTERNA
 2393002 BANDEJA SET PERFORADOR/IMPULSOR CON MANGUITOS NIM
 2395002 BANDEJA SET CLAVOS BREAK-OFF Y CORTA-VARILLA
 2395003 RÓTULO CAJA EXTERNA SS 130/CORTA-VARILLA
 2397002 BANDEJA IMPULSOR PowerEase
 2570110 LOOP, BANDEJA INSTRUM. GENERAL

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodríguez
 REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TÉCNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


- 257011 I LOOP, BANDEJA INSTRUM. PROBADOR
- 2570112 LOOP, CADDY 1, INSTRUMENTAL PROBADOR
- 2570113 LOOP, TAPA CADDY INSTRUMENTAL PROBADOR
- 2570114 LOOP, RÓTULO SET CAJA INSTRUMENTAL
- 2670110 WAVE, BANEJA INSRUMENTAL GENERAL
- 2670111 WAVE, BANDEJA INSTRUMENTAL DISTRACTOR
- 2670112 WAVE, RÓTULO CAJA SET INSTRUMENTAL
- 2870110 FUSE, BANDEJA INSTRUMENTAL GENERAL
- 2870111 FUSE, RÓTULO CAJA SET INSTRUMENTAL
- 2900164 ASA T ESCARIADOR
- 3128760 CADDY 3128760 ATL SELF TAP, CLAVOS
- 3128761 TAPA 3128761 ATL SELF TAP CADDY
- 3128762 CADDY 3128762 ATL SELF DRILL SCREW/CLAVOS AUTO-ROSCANTES
- 3128763 TAPA 31 2S763 ATL SELFDRILL CADDY/AUTO-ROSCANTE
- 3990001 MANGUITO EXTERNO INSERSOR LARGO
- 3990002 EJE ROSCADO INSERSOR LARGO
- 3990003 MANGUITO EXTERNO INSERSOR CORTO
- 3990004 EJE ROSCADO INSERSOR CORTO
- 3990008 PROBADOR Cam Spreader, CERO GRADO, 8MM
- 3990009 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 9MM
- 3990010 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 10MM
- 3990011 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 11 MM
- 3990012 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 12MM
- 3990013 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 13MM
- 3990014 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 14MM
- 3990015 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 15MM
- 3990016 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 16MM
- 3990017 PROBADOR Cam Spreader, 0 GRADO, 17MM
- 3990050 Capstone, Bandeja p/Instrumental General de Control
- 3990051 Capstone, BANDEJA I Control Spreader
- 3990052 Capstone, BNDEJA 2, Asa y Control Spreader
- 3990056 Extractor con grapas
- 3990057 Ajustador
- 3990060 Asa T grande
- 3990070 Extractor de enrosque corto
- 3990071 Extractor de enrosque largo
- 3991000 Rótulo de Caja para Instrumental de Control General Capstone
- 3991001 Rótulo de Caja para probadores de Control Capstone
- 4000010 PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 10MM
- 400001 I PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 11 MM
- 4000012 PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 12MM
- 4000013 PROBADOR cam Spreader, 6 GRADOS, 13MM
- 4000014 PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 14MM


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


✓

2015 50



- 4000015 PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 15MM
- 4000016 PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 16MM
- 4000017 PROBADOR Cam Spreader, 6 GRADOS, 17MM
- 4010010 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 10MM
- 4010011 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 11 MM
- 4010012 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 12MM
- 4010013 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 13MM
- 4010014 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 14MM
- 4010015 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 15MM
- 4010016 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 16MM
- 4010017 PROBADOR Cam Spreader, 12 GRADOS, 17MM
- 4020013 PROBADOR Cam Spreader, 18 GRADOS, 13MM
- 4020014 PROBADOR Cam Spreader, 18 GRADOS, 14MM
- 4020015 PROBADOR Cam Spreader, 18 GRADOS, 15MM
- 4020016 PROBADOR Cam Spreader, 18 GRADOS, 16MM
- 4020017 PROBADOR Cam Spreader, 18 GRADOS, 17MM
- 43000000 VALIJA GRANDE (GENÉRICA)
- 5480004V T-25 P/REMOCIÓN DE PUNTA ESFÉRICA
- 5480131V IMPULSOR PROVISORIO HEXAGONAL 6.35
- 5480140V IMPULSOR AJUSTABLE
- 5484113 IMPULSOR DOBLADO T-25
- 5484147 IMPULSOR INDICADOR DE TORQUE PARA G5 4.75
- 5484211 PORTA IMPLANTE LATERAL TRADICIONAL
- 5484216 PORTA IMPLANTE RECTO
- 5484217 PORTA IMPLANTE AUTO-RETENCIÓN 4.75
- 5484219 PORTA IMPLANTE, OFFSET, L4.75
- 5484231 IMPULSOR DE GANCHO 4.75
- 5484235 IMPULSOR DE VARILLA 4.75
- 5484285 LLAVE ROTACIÓN DE VARILLA
- 5484301 4.75 - POSICIONADOR DE CABEZA
- 5484302 DISPARADOR DE TAPONES CON EXTREMO PROVISORIO P/IMPULSOR
- 5484303 SUJETA VARILLA 4.75
- 5484304 MANGUITO DE REDUCCIÓN SECUENCIAL
- 5484306 MANGUITO DE CIERRE PARA DESTORNILLADOR 4.75
- 5484307 ENSAMBLE REDUCTOR DE VARILLA 4.75 MM - G5
- 5484308 LLAVE DE CARRACA 4.75
- 5484309 PINZAS P/COMPRESIÓN 4.75
- 5484310 TRANSDUCTOR ARTICULADO PARA 4.75 - DERECHO
- 5484311 TRANSDUCTOR ARTICULADO PARA 4.75 - IZQUIERDO
- 5484313 FLEXOR IN-SITU - IZQUIERDA 4.75
- 5484314 FLEXOR IN SITU - DERECHA 4.75
- 5484315 FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDA 4.75
- 5484316 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHA 4.75

↓


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

✓

913 2




- 5484317 IMPULSOR DE GANCHO CON AUTO-RETENCIÓN 4.75
- 5484318 INTRODUCOR DE VARILLA
- 5484327 4.75 - TLIF, DISTRACTOR
- 5484328 ENSAMBLE EXTERNO REDUCTOR SECUENCIAL
- 5484329 CALIBRE DE MEDICIÓN
- 5484330 TEMPLATE DE PLACAS
- 5484331 DESTORNILLADOR CON MANGUITO DE CIERRE RMAS /
- 5484332 4.75MM - LLAVE DE CARRACA CON ARO
- 5484333 4.75 RMAS - OSCILADOR EXTENDIDO
- 5484334 DESTORNILLADOR C/MANGUITO DE CIERRE FAS
- 5484335 4.75 RMAS Tab Breaker
- 5484336 RMAS Breakoff Driver
- 5484337 IMPULSOR PROVISORIO RMAS
- 5484338 RMAS SWIZZLE STICK, IMPULSOR PROVISORIO
- 5484391 PORTA IMPLANTE DEROTADOR 4.75mm
- 5484510 TEMPLATE VARILLA 50cm
- 5484520 TEMPLATE VARILLA 20 cm
- 5484800 SOLERA SEXTANT, INSERSOR DE VARILLA
- 5484801 SOLERA SEXTANT, EXTENSOR EXTERNO REDUCCIÓN
- 5484802 SOLERA SEXTANT, EXTENSOR MEDIO P/REDUCCIÓN
- 5484803 SOLERA SEXTANT, EXTENSOR A P/REDUCCIÓN
- 5484804 SOLERA SEXTANT, EXTENSOR B P/REDUCCIÓN
- 5484805 SOLERA SEXTANT, MANGUITO INTERNO P7REDUCCIÓN
- 5484821 DESTORNILLADOR MAS
- 5484823 DESTORNILLADOR ÓSEO C/RETENCIÓN
- 5484830 TROCAR P/VARILLA
- 5484859 SOLERA SEXTANT, MANGUITO INTERNO
- 5484865 MACHO CANULADO, 6.5mm
- 5484875 MACHO CANULADO, 7.5mm
- 5484897 SONDA P/HERRAMIENTA DE RECONECCIÓN
- 5484898 TREFINA DE SUCCIÓN
- 5485147V IMPULSOR INDICADOR DE TORQUE T27
- 5485901 EXTENSOR CERRADO - 5.5/6.0
- 5485902 REDUCTOR, LONGITUD STANDARD - 5.5/6.0
- 5485904 REDUCTOR DE VARILLA LATERAL 5.5/6.0
- 5485905 IMPULSOR HEXAGONAL
- 5485906 GUÍA P/EXTENSOR - 5.5/6.0
- 5584001 LLAVE DE CARRACA CON ARO 5.5/6.0 †
- 5584002 IMPULSOR P/INSERTO PROVISORIO NON B/O
- 5584003 5.5/6.0mm - POSICIONADOR DE CABEZA
- 5584005 DISPARADOR DE TAPÓN DOBLE PUNTA NON B/O
- 5584006 SUJETA VARILLA 5.5/6.0
- 5584007 HERRAMIENTA P/CONFIRMACIÓN DE CLAVOS

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7340




5584009 IMPULSOR BREAK OFF RMAS 5.5/6.0
5584HI MANGUITO DE CIERRE P/DESTORNILLADOR 5.5/6.0
5584134 ENSAMBLE P/REDUCTOR DE VARILLA 5.5/6.0 MM - G5
5584150 LLAVE DE CARRACA CERRADA 5.5/6.0
5584165 PINZAS COMPRESOR 5.5/6.0
558417] DISTRACTOR 5.5/6.0
5584172 TRANSDUCTOR ARTICULADO PARA 5.5/6.0- DERECHA
5584173 TRANSDUCTOR ARTICULADO PARA 5.5/6.0 - IZQUIERDA
5584255 FLEXOR IN-SITU - IZQUIERDA 5.5/6.0
5584260 FLEXOR IN-SITU - DERECHA 5.5/6.0
5584265 FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDA 5.5/6.0
5584270 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHA 5.5/6.0
5584327 5.5/6.0 - TLIF, DISTRACTOR
5584331 DESTORNILLADOR CON MANGUITO DE CIERRE 5.5/6.0 RMAS
5584334 DESTORNILLADOR CON MANGUITO DE CIERRE 5.5/6.0 FAS
5585335 INTERRUPTOR TABS 5.5/6.0 RMAS
5585336 OSCILADOR EXTENDIDO 5.5/6.0 RMAS
6199760 CADDY 6199760 ATL VISION, PLACA CORTA
6199761 TAPA DE CADDY 6199761 ATL VISION, PLACA CORTA
6199762 CADDY 6199762 ATL VISION, PLACA LARGA
6199763 TAPA DE CADDY 6199763 ATL VISION, PLACA LARGA
6199764 IMPLANTE BANDEJA 6199764 ATL VISION
6199765 SONDA ROSCADA
6199767 All Vision A CP System, RÓTULO CAJA EXTERNA
6650250 ASA UNIVERSAL
7022200 LEGACY ILIAC, CAJA EXTERNA
7022205 LEGACY ILIAC, MÓDULO DE SE CLAVOS
7023125L LEGACY ILIAC CMAS, TAPA BANDEJA IMPL.
7029930 CLAVOS ILÍACOS PARA PROBADOR 0 GRADO
7029932 CLAVOS ILÍACOS PARA PROBADOR 20 GRADOS
7034139 LEGACY ILIAC CMAS, BANDEJA INSTRUMENTAL
7042202 BANDEJA IMPLANT, FULL THRD, TI
7042206 LEGACY ILIAC, TAPA SET CLAVOS, TI
7043120 LEGACY ILIAC CMAS, BANDEJA IMPL., TI
7068302 BANDEJA IMPLANTE GANCHO
7068303 BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHO
7068321 BANDEJA 2, SET INSTRUMENTAL 4.75 Sextant
7068323 BANDEJA 1, SET INSTRUMENTAL 4.75 Sextant
7068334 BANDEJA 2, SET INSTRUMENTAL 4.75 Sextant P/Reducción
7068335 BANDEJA 1, SET INSTRUMENTAL 4.75 Sextant P/Reducción
7068337 BANDEJA 2, SET INSTURMENTAL 4.75 Sextant Bilateral
7068350 CDHS, MÓDULO MACHOS CANULADOS
7068386 BANDEJA 1, SET INSTRUMENTAL BILATERAL SEXTANT 4.75

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC


2/2




- 7068393 TAPA 3 MÓDULO GANCHO
- 7068394 TAPA 4 MÓDULO GANCHO
- 7068395 CANASTA RECOLECTORA (DOBLE)
- 7068400 CDH Solera, MÓDULO 1 GANCHO (Revisado)
- 7068401 CDH Solera, MÓDULO 2 GANCHO (Revisado)
- 7068402 CDHS, TAPA MÓDULO MACHO CANULADO
- 7068403 MÓDULO SET CLAVOS EXTRA 4.75 Standalone
- 7068405 TAPA MÓDULO SET CLAVOS EXTRA 4.75 Breakoff
- 7068406 CDHS, BANDEJA VARILLA 4=4-75mm Degen.
- 7068407 CDHS, SET RÓTULOS VARILLA 4.75 Degen.
- 7068408 CDHS, BANDEJA INSTRUM. SECUENCIAL 4.75 P/REDUCC.
- 7068500 CDHS, BANDEJA CLAVOS 4.75 MAS PEQUEÑOS
- 7068501 CDHS, BANDEJA INFERIOR 4.75 MAS PEQUEÑOS
- 7068502 CDHS, BANDEJA CLAVOS 4.75 MAS MEDIANOS
- 7068503 CDHS, BANDEJA INFERIOR CLAVOS 4.75 MAS MEDIANOS
- 7068504 CDHS, BANDEJA CLAVOS 4.75 MAS GRANDES
- 7068505 CDHS, BANDEJA CLAVOS 4.75 R MAS
- 7068506 CDH Solera, BANDEJA INSTRUM. CLAVOS 4.75 P/REDUCCIÓN
- 7068507 CDHS, MÓDULO SET CLAVOS 4.75 R MAS
- 7068508 CDHS, TAPA MÓDULO SET CLAVOS 4.75 R MAS
- 7068509 CDHS, BANDEJA CLAVOS 4.75 FAS
- 7068510 CDHS, BANDEJA INFERIOR CLAVOS 4.75 FAS
- 7068512 CDHS, TAPA MÓDULO EXTRA 4.0 MAS
- 7068513 CDHS, MÓDULO EXTRA 6.0
- 7068514 CDHS, TAPA MÓDULO EXTRA 6.0 MAS
- 7068515 CDHS, MÓDULO EXTRA 63-7.5 MAS
- 7068516 CDHS, TAPA MÓDULO EXTRA 6.5-7.5 MAS
- 7068517 CDHS, BANDEJA VARILLA EXPANDIDA = 4.75mm
- 7068518 CDHS, MÓDULO SET CLAVOS = 4.75mm
- 7068519 CDHS, TAPA MÓDULO SET CLAVOS =4 .75mm
- 7068520 CDHS, BANDEJA 1 SUPERIOR INSTR- DEFORM. 4.75
- 7068521 CDHS, BANDEJA 2 INFERIOR, INSTR. DEFORM. 4.75
- 7068522 CDHS, BANDEJA 3 SUPERIOR, INSTRUM. DEFORM. 4.75
- 7068523 CDHS, BANDEJA 4 INFERIOR, INSTRUM. DEFORM. 4.75
- 7068526 MÓDULO INSTRUMENTAL Set 3
- 7068527 TAPA MÓDULO INSTRUMENTAL SET 3
- 7068528 MÓDULO MARCADOR DE PEDÍCULO
- 7068529 TAPA MÓDULO MARCADOR DE PEDÍCULO
- 7068530 CDHS, MÓDULO CLAVOS EXTRA 4.75 4.0mm
- 7068531 BANDEJA Non-Brcakoff 3/4
- 7068534 CDHS, MÓDULO 1 INFERIOR 4.75 MAS Pequeño
- 7068535 CDHS, MÓDULO 2 INFERIOR, 4.75 MAS Pequeño
- 7068536 CDHS, MÓDULO 1 INFERIOR 4.75 MAS Mediano



MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




7068537 CDHS, MÓDULO 2 INFERIOR 4.75 MAS Mediano
7068538 CDHS, MÓDULO 3 INFERIOR 4.75 MAS Mediano
7068539 CDHS, MÓDULO INFERIOR (7.5) 4.75 FAS
7068540 CDHS, MÓDULO EXTRA 43-5.0 MAS
7068541 CDHS, TAPA MÓDULO EXTRA 43-5.0 MAS
7068542 CDHS, MÓDULO EXTRA 53-73 FAS
7068543 CDHS, TAPA MÓDULO EXTRA 5.5-73 FAS
7068544 CDHS, MÓDULO EXTRA 53-7.5 MAS
7068562 CDH Solera, BANDEJA INSTRUM. 4.75 VCM
7068563 CDH Solera, BANDEJA COMP/DISTRACTOR
7069001 CDHS 4.75 Sextant, BANDEJA SUPERIOR IMPLANTE
7069002 CDHS 4.75, BANEJA INFERIOR CLAVOS CANULADOS
7069003 CDHS Sextant, TAPA MÓDULO SET CLAVOS
7069006 CDHS 5.5/6.0, BANDEJA SUPERIOR SET 1 INSTRUM.
7069007 CDHS 5.5/6.0, BANDEJA INFERIOR SET 1 INSTRUM.
7069008 CDHS 5.3, BANDEJA SUPERIOR SET 2 INSTRUM.
7069009 CDHS 5.3, BANDEJA INFERIOR SET 2 INSTRUM.
7069012 CDHS 5.5/6.0 = 4-0-5.0 MAS, BANDEJA SUPERIOR IMP.
7069013 CDHS 5.5/6.0 = 4.0-5.0 MAS, BANDEJA INFERIOR IMP.
7069014 CDHS 5.5/6.0 = 4.0-5.0 MAS, MÓDULO 1 INFERIOR
7069015 CDHS 5.5/6.0 =5.0 MAS, MÓDULO 2 INFERIOR
7069016 CDHS 5.5/6.0 = 5.5-73 MAS, BANDEJA SUPERIOR IMP.
7069017 CDHS 5.5/6.0 =5.5-7.5 MAS, BANDEJA INFERIOR IMPL.
7069018 CDHS 53/6.0 4=53-6.5 MAS, MODULO 1 INFERIOR
7069019 CDHS 53/6.0= 6.5 MAS, MÓDULO 2 INFERIOR
7069020 CDHS 5.5/6.0 =6.5-73 MAS, MÓDULO 3 INFERIOR
7069021 CDHS 5.5/6.0 =8.5-9.5 MAS, BANDEJA IMPL. Y MACHOS
7069025 CDHS 5.5/6.0 +4.5-7.5 FAS, BANDEJA IMPL. SUPERIOR
7069026 CDHS 5.5/6.0 =4.5-7.5 FAS, BANDEJA INFERIOR IMPL.
7069030 CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 3, BANDEJA SUPERIOR
7069031 CDHS 5.5mm, BANDEJA VARILLAS PRE-DOBLADAS
7069032 CDHS 5.5mm, MODULO SET CLAVOS
7069033 CDHS 5.5/6.0, TAPA MPÓDULO SET CLAVOS
7069034 CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 3 , BANDEJA INFERIOR
7069036 CDHS 5.5/6.0 , BANDEJA INFERIOR BANDEJA VARILLAS 500mm
7069037 CDHS 5.5/6.0 , BANDEJA SUPERIOR BANDEJA VARILLAS 500mm
7069038 CDHS 5.5/6.0, CADDY SET DE CLAVOS
7069039 CDHS 5.5/6.0, TAPA CADDY SET DE CLAVOS
7069041 CDHS 5.5/6.0, BANDEJA INSTRUM. P/REDUCCIÓN
7069045 CDHS 5.5/6.0 RMAS, MODULO SET CLAVOS
7069046 CDHS 5.5/6.0 RMAS. TAPA MÓDULO SET DE CLAVOS
7069047 CDHS 5.5/6.0 MAS, MÓDULO 3 INFERIOR EXTRA
7080510 PUNTA DE BROCA ESTÉRIL, 11 MM


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7340




7080901 IMPULSOR DE CLAVIJE SOSTÉN DE PLACA
7080902 CLAVIJA SOSTÉN DE PLACA
7080903 GUÍA BROCA FIJA
7080904 GUÍA BROCA VARIABLE
7080906 LEZNA UNIVERSAL
7080907 DESTORNILLADOR HEXAGONAL 25
7080911 LEZNA DE ÁNGULO FIJO
7080918 IMPULSOR DE CIERRE DE PUNTA ESFÉRICA
7080919 HERRAMIENTA DE REMOCIÓN ROSCADA/DE CLAVOS
7080920 MACHO 4.0 X 13MM
7080921 PORTA PLACA
7080930 IMPULSOR LOCKSCREW, CRUCIFORME
7081932 UNIVERSAL ACP INSTRUMENT SET, CAJA EXTERNA P/SET
7082005 UNIVERSAL ACP INSTR, BANDEJA INTERNA P/SET
7082105 UNIVERSAL ACP INSTR SET - PIN, TAPA CADDY CLAVIJAS SET
7480730 RÓRULO CAJA EXTERNA FENESTRADA
7480910 DESTORNILLADOR ILIO SACRAL 10 GRADOS
7480920 DESTORNILLADOR ILIO SACRAL 20 GRADOS
7480931 CLSD MAS DRIVER SELF-RETAINING/IIMPULSOR CON AUTO-RETÉN
7484150 LLAVE DE CARRACA, L4.5
7674444 DESTORNILLADOR 4.5 MULTI-AXIAL
7679001 SHILLA Instrumental BANDEJA 1 - Caja 3
7679002 SHILLA Instrumental BANDEJA 2 - Caja 3
7679003 SHILLA 4.5, Rótulo Caja Externa - Caja 3
7679004 SHILLA Instrumental, BANDEJA 1 - Caja 4
7679005 SHILLA Instrumental, BANDEJA 2 - Caja 4
7679006 SHILLA 4,5 Rótulo Caja Externa - Caja 4
7679007 SHILLA Instrumental, BANDEJA 1 - Caja 5
7679008 SHILLA Instrumental, BANDEJA 2 - Caja 5
7679009 SHILLA Instrumental, BANDEJA 3 - Caja 5
7679010 SHILLA 4.5, Rótulo Caja Externa - Caja 5
7679011 SHILLA Instrumental, BANDEJA 1 - Caja 6
7679012 SHILLA 4.5, Rótulo Caja Externa - Caja 6
7679013 SHILLA 4.5 FAS, RÓTULO IMPLANTE - CAJA 1
7679014 SHILLA 4.5 FAS, IMPLANTE, BANDEJA 1
7679015 SHILLA4.5 MAS, IMPLANTE, RÓTULO CAJA 1
7679016 SHILLA4.5, BANDEJA IMPLANTE
7679017 Shilla 4.5 Imp/Insi BANDEJA
7679018 SHILLA 4.5 CROSSLINK, CADDY
7679019 SHILLA 4.5 CROSSLINK, TAPA CADDY
7679020 SHILLA 4.5, CADDY SET CLAVOS
7679021 SHILLA 4.5, TAPA CADDY SET DE CLAVOS
7974100 DEPÓSITO DE GUANTES Y COFIA

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


713 40



7974112 HORQUILLA LIBERACIÓN 16MM
7974113 HORQUILLA LIBERACIÓN 19MM
7974114 HORQUILLA LIBERACIÓN 22MM
7974115 HORQUILLA LIBERACIÓN 25MM
7975116 BLOQUE DE CARGA
8114505 4.75 CROSSLINK, HIERRO P/FLEXIÓN
820-555 PORTA PLACA/VARILLA 3/16"
8350293 SONDA LUMBAR
8350294 SONDA TORACICA
8350316 IMPULSOR BREAKOFF P/SET CLAVOS
8350322 OBTURADOR SET DE CLAVOS
8350394 MANGUITO PRIMARIO IMPULSOR
8360911 MARCADOR DE PEDÍCULO, CÓNICO, CON HEX., CORTO
8360912 MARCADOR DE PEDÍCULO, CÓNICO, CON CIL., CORTO
8670005 CABLEGUÍA 350 MM, AGUDO
8670010 PACK AGUJAS (BEV.BEV)
8682009 MÓDULO TAPÓN M8 P/REDUCCIÓN, SS
876-402 FLEXOR DE PLACAS
9074002 MARTILLO DE DOBLE CARA
9197002 MICRO IMPACTOR RECTO
9197003 MICRO IMPACTOR ANGULADO
9197004 MICRO IMPACTOR DE PUNTA ESFÉRICA
9197005 MICRO PUSHER
9197006 ASA PROBADOR
9197007 INSERSOR RECTO
9290725 PROBADOR RECTO, 7MM X 30MM
9290730 PROBADOR 15 GRADOS, 7MM X 30MM
9290825 PROBADOR RECTO, 8MM X 30MM
9290830 PROBADOR 15 GRADOS, 8MM X 30MM
9290925 PROBADOR RECTO, 9MM X 30MM
9290930 PROBADOR 15 GRADOS, 9MM X 30MM
9291025 PROBADOR RECTO, 10MM X 30MM
9291030 PROBADOR 15 GRADOS, 10M M X 30M M
9291125 PROBADOR RECTO, 11 MMX 30MM
9291130 PROBADOR 15 GRADOS, 11 MM X30MM
9291225 PROBADOR RECTO, 12MMX30MM
9291230 PROBADOR 15 GRADOS, 12MM X30MM
9291325 PROBADOR RECTO, 13MM X 30MM
9291330 PROBADOR 15 GRADOS, 13MM X 30MM
9291425 PROBADOR RECTO, 14MMX30MM
9291430 PROBADOR 15 GRADOS, 14MM X 30MM
9291525 PROBADOR RECTO, 15MMX30MM
9291530 PROBADOR 15 GRADOS, 15MM X 30MM

f


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

✓

7340




9296000 INSEROR
9296001 PUSHER ANTERIOR
9296003 CRESCENT, INSTRUMENTAL, BANDEJA 1
9296004 CRESCENT, INSTRUMENTAL, BANDEJA 2
9296005 CRESCENT, INSTRUMENTAL, EXTERIOR
9296006 CRESCENT, INSTRUMENTAL, TAPA EXTERIOR
9296007 PUSHER DE PUNTA ESFÉRICA
92960081 CRESCENT, BANDEJA SUPLEMENTARIA
9296009 CRESCENT, TAPA EXTRA P/INSTRUMENTAL
9296010 PROBADOR DE LONGITUD, 7MM X 25MM
9296011 PROBADOR DE LONGITUD, 7MMX30MM
9296012 TORADOR 35 GRADOS
9296014 AJUSTADOR RECTO
9296097 HORQUILLA DE AJUSTE
9296098 AJSUTADOR CURVO
9296099 EXTRACTOR
9296100 CRESCENT, SET INSTRUMENTAL, BANDEJA 3
9297000 IMPACTOR RECTO
9297001 IMPACTOR ANGULAR
9297009 ASA PROBADOR
9359001 INSTRUMENTAL PEQUEÑO DE LIBERACIÓN
9359002 INSTRUMENTAL GRANDE DE LIBERACIÓN
9359003 IMPACTOR ÓSEO, PEQUEÑO
9359513 PROBADOR 13MM
9359516 PROBADOR 16MM
9359519 PROBADOR 19MM
9359522 PROBADOR 22MM
9359525 PROBADOR 25MM
9359904 IMPACTOR ÓSEO, GRANDE
9391300 AJUSTADOR 9391300 IN SITU
9396001 BANDEJA - Instrumental, BANDEJA 1 - T2 ALTITUDE
9396002 BANDEJA - Instrumental, BANDEJA 2 - T2 ALTITUDE
9396003 RÓTULO, CAJA INSTRUMENTAL - T2 ALTITUDE
9396004 BANDEJA IMPLANTE - T2 ALTITUDE
9396006 CADDY 13, 16MM CENTERPIECE
9396007 CADDY 19, 22, 25MM CENTERPIECE
9396008 CADDY 19, 22, 25MM TOPES/CIERRES
9396009 BANDEJA - Instrumental, BANDEJA 3 - T2 ALTITUDE
9396011 CADDY 13, 16MM TOPES/CIERRES
9396012 CADDY ENDCAP, TAPA
9396013 RÓTULO - CAJA IMPLANTES - T2 ALTITUDE
9400000 TABLA MEDIDAS
9401200 EXTRACTOR 9401200 - EXTRACTOR DE TOPES/TAPAS


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


9540

- 9411200 PINION 9411200, EJE INSERCIÓN
- 9411300 INSERSON 9411300 13MM
- 9411301 RACK 9411301 13MM A
- 9411302 RACK 9411302 13MM B
- 9411303 RACK 9411303 13MMC
- 9411304 RACK9411304 13MM D
- 9411305 RACK 9411305 13MM E
- 9411306 RACK 9411306 13MM F
- 9411600 INSERSON 9411600 16MM
- 9411601 RACK 9411601 16MM A
- 9411602 RACK 9411602 16MM B
- 9411603 RACK 9411603 16MM C
- 9411604 RACK 9411604 16MM D
- 9411605 RACK 9411605 16MM E
- 9411606 RACK 9411606 16MM F
- 9411900 INSERSON 9411900 19MM
- 9411901 RACK 9411901 19 22 25MM A
- 9411902 RACK 9411902 19 22 25MM B
- 9411903 RACK 9411903 19 22 25MM C
- 9411904 RACK 9411904 19 22 25MM D
- 9411905 RACK 9411905 19 22 25MM E
- 9411906 RACK 9411906 19 22 25MM F
- 9412200 INSERSON 9412200 22MM
- 9412500 INSERSON 9412500 25MM
- 9563060 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, IZQUIERDA, 4
- 9563062 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, IZQUIERDA, 6
- 9563064 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, IZQUIERDA, 8
- 9563066 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, IZQUIERDA, 10
- 9563080 MIDLINE, ENSAMBLE ASAS PARA HOJA
- 9563161 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, DERECHA, 5
- 9563163 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, DERECHA, 7
- 9563165 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, DERECHA, 9
- 9563167 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS, DERECHA, 11
- 9563302 WEITLANER MIDLINE, ARICULADO
- 9590000 CRESCENT, CAJA PROBADOR LONGITUD TOTAL
- 9590001 CRESCENT, BANDEJA PROBADOR LONGITUD TOTAL
- 9590730 7X30, PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
- 9590830 8X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
- 9590930 9X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
- 9591030 10X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO.
- 9591130 11X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
- 9591230 12X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
- 9591330 13X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

73 4 0



- 9591430 14X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
- 9591530 15X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL RECTO
- 9593007 7X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
- 9593008 8X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
- 9593009 9X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
- 9593010 10X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
- 9593011 11X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
- 9593012 12X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
- 9593013 13X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
- 9593014 14X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
- 9593015 15X30 PROBADOR LONGITUD TOTAL ANGULADO
- 9790901 TAPA CAJA ORNO/FRESA
- 9790903 IMPULSOR CLAVIJA SOSTÉN DE PLACA
- 875-087 12MM , CLAVIJA P/DISTRACTOR
- 875-088 14MM , CLAVIJA P/DISTRACTOR
- 875-089 16MM , CLAVIJA P/DISTRACTOR
- 875-080 DISTRACTOR CUERPO VERTEBRAL, DERECHO
- 875-081 DISTRACTOR CUERPO VERTEBRAL, IZQUIERDO
- 875-090 IMPULSOR CLAVIJA DISTRACTOR
- 8756412 CLAVIJA ROSCADA
- 8756414 CLAVIJA ROSCADA
- 8756416 CLAVIJA ROSCADA
- 8756450 TUERCA
- 8756480 DISTRACTOR TRIMLINE DERECHO 2
- 8756481 DISTRACTOR TRIMLINE IZQUIERDO 2
- 8756490 IMPULSOR CLAVIJA DISTRACTOR
- 875-950 CAJA, DISTRACTOR TRIMLINE.
- 6212445 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 14X11X4/5
- 6212467 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 14X11X6/7
- 6212489 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 14X11X8/9
- 6212645 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 16X14X4/5
- 6212667 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 16X14X6/7
- 6212845 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 18X16X4/5
- 6212867 PROBADOR EXTREMO DOBLE, 18X16X6/7
- 6213010 EJE INTERNO ROSCADO
- 6213020 INSERSOR EXTERNO ROSCADO
- 6213045 LIMITADOR DE PROFUNDIDAD, 4/5
- 6213067 LIMITADOR DE PROFUNDIDAD, 6/7
- 6213089 LIMITADOR DE PROFUNDIDAD, 8/9
- 6214010 CAJA EXTERNA
- 6214020 TAPA CAJA EXTERNA


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

✓

✓



PN121000 Eigr™ Sistema de iluminación para cirugía


G109800 Limitador de torque o de par con tapa para impacto
 G900000 Asa para trinquete
 G900100 Asa T para trinquete


9569571 Forcep Bipolar angulado
 9569572 Forcep Bipolar recto
 9569574 Forcep recto corto
 9569690 Forcep recto corto, mas fino
 9560573 Cable bipolar tapon, 2 clavijas
 955-576 Cable bipolar, tapón plano/ 2 tapones banana
 80100053 Cable bipolar tapon, 2 clavijas/Tapon Valleylab
 80100043 Cable bipolar tapon, 2 clavijas/Tapón Martin
 80100023 Cable bipolar tapon, 2 clavijas/ Tapón ERBE
 80100063 Cable bipolar tapon, 2 clavijas/ CMC CODMANN

6525 LLAVE DE TORSIÓN
 7480146 ASA, LÍMITE DE TORSIÓN
 7486146 ASA, LÍMITE DE TORSIÓN, 110 LBIN
 7967029 SYPERT, RONGEUR 14 1/2"
 9098120 Egg Quick Connect ASA - TRINQUETE
 9960106 UNIVERSAL QUICK CONN DK-BLUE (sic)
 6956200R ASA, LÍMITE DE TORSIÓN, 18IN-LB
 808-528 CORTA VARILLA, MANUAL
 836-009 Q/C, ASA T P/TRINQUETE
 836-010 Q/C, ASA UNIVERSAL
 836-012 Q/C, ASA FIJA OVALADA/OVOIDE
 836-013 Q/C, ASA FIJA P/DESTORNILLADOR

| | | |
|----------|---------------------------|---------------------|
| AP211001 | A-PLR, NDL NOSE | (Pinza) |
| BC10001 | CASE, BOT | (Caja) |
| CD101001 | DVR ASY, SDL 5mm | (Ensamble Impulsor) |
| CD101002 | DVR ASY, SDL 6mm | (Ensamble Impulsor) |
| CD101003 | DVR ASY, SLV NUT | (Ensamble Impulsor) |
| CD101004 | DVR ASY, CLSD 2-PRONG | (Ensamble Impulsor) |
| CD101005 | DVR ASY, 3-LOK CORIN | (Ensamble Impulsor) |
| CD101006 | DVR ASY, CP NUT PENTALOBE | (Ensamble Impulsor) |
| CD101008 | DVR ASY, BL MED .20x.045 | (Ensamble Impulsor) |
| CD101010 | DVR ASY, CRCFM | (Ensamble Impulsor) |


 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodríguez
 REPRESENTANTE LEGAL


 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TÉCNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




7370

| | | |
|-----------|---------------------------|-----------------------|
| CD201002 | DVR ASY, OCTAGON | (Ensamble Impulsor) |
| CD201003 | DVR ASY, AESCULAP | (Ensamble Impulsor) |
| CD201004 | DVR ASY, ANCHOR SCR | (Ensamble Impulsor) |
| CD201006 | DVR ASY, 11mm (12 PT) HEX | (Ensamble Impulsor) |
| CD201007 | DVR ASY, 13.8mm FEM HEX | (Ensamble Impulsor) |
| CD201008 | DVR ASY, CAP NUT RMVL | (Ensamble Impulsor) |
| EX103128 | EXTN, 1/4 SQ DR/LOK 8.0" | (Extensor) |
| HD2010984 | DVR, HEX ML 2.5mm | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2011094 | DVR, HEX ML 7/64" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2011181 | DVR, HEX ML 3.0mm | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2011250 | DVR, HEX ML 1/8" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2011378 | DVR, HEX ML 3.5mm | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2011563 | DVR, HEX ML 5/32" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2011772 | DVR, HEX ML 4.5mm | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2011875 | DVR, HEX ML 3/16" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2011969 | DVR, HEX ML. 5.0mm | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2012188 | DVR, HEX ML 7/32" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2012500 | DVR, HEX ML 1/4" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2012756 | DVR, HEX ML 7.0mm | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2021250 | DVR, HEX FEM 1/8" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2021563 | DVR, HEX FEM 5/32" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2021875 | DVR, HEX FEM 3/16" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2021969 | DVR, HEX FEM 5.0mm | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2022188 | DVR, HEX FEM 7/32" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2022362 | DVR, HEX FEM 6.0mm . | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2022500 | DVR, HEX FEM 1/4" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2022756 | DVR, HEX FEM 7.0mm | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2023125 | DVR, HEX FEM 5/16" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2023150 | DVR, HEX FEM 8.0mm | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2023543 | DVR, HEX FEM 9.0mm | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2023750 | DVR, HEX FEM 3/8" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2023937 | DVR, HEX FEM 10.0mm | (Impulsor, hexagonal) |


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC. ✓

7340




| | | |
|------------|---------------------------|-------------------------|
| HD2024375 | DVR, HEX FEM 7/16" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD2025000 | DVR, HEX FEM 1/2" | (Impulsor, hexagonal) |
| HD203T20 | DVR, HEXLB ML T20 | (Impulsor c/Hexalóbulo) |
| HD203T25 | DVR, HEXLB ML T25 | (Impulsor c/Hexalóbulo) |
| HD203T30 | DVR, HEXLB ML T30 | (Impulsor c/Hexalóbulo) |
| HD203T40 | DVR, HEXLB ML T40 | (Impulsor c/Hexalóbulo) |
| HR1011575 | RMR, HOL 4.0mm | (Escariador) |
| HR1011969 | RMR, HOL 5.0mm | (Escariador) |
| HR1012362 | RMR, HOL 6.0mm | (Escariador) |
| HR1012756 | RMR, HOL 7.0mm | (Escariador) |
| HR1013150 | RMR, HOL 8.0mm | (Escariador) |
| LC10004 | LID, CASE DANEK | (Tapa p/Caja) |
| MP202000-E | M-PRP, 1/4" SQ DR GRA O-G | |
| RS101006 | EXTR, 2.5mm SCR | (Extractor) |
| RS101007 | EXTR, 3.0mm SCR | (Extractor) |
| RS101008 | EXTR, 3.5mm SCR | (Extractor) |
| RS2011575 | RMVR, BRKN SCR 4mm | (Removedor) |
| RS2011969 | RMVR, BRKN SCR 5mm | (Removedor) |
| RS2012362 | RMVR, BRKN SCR 6mm | (Removedor) |
| RS2012756 | RMVR, BRKN SCR 7mm | (Removedor) |
| RS2013150 | RMVR, BRKN SCR 8mm | (Removedor) |
| TB10004 | TRAY, BOT DANEK | (Bandeja) |
| TC104000 | C-TORQ, AXL DBL .25 | (Torque) |
| TC104002 | C-TORQ, AXL SGL .25 | (Torque) |
| TR223000-E | RICH, CMF-T 1/4 SQ DR | |
| 1110004 | TRAY, TOP EVOL DANEK | (Bandeja) |
| VVB101007 | WR, OE 1/4-3/8 | |
| WB101009 | WR, OE 7/32-9/32 | |

CD HORIZON®. INSTRUMENTAL P/SISTEMA ESPINAL

| | |
|---------|--|
| 7570901 | LONGITUDE REDUCTION EXTENDER ASSEMBLY/ENSAMBLE EXTENSOR P/REDUCCIÓN LONGITUD |
| 7570905 | LONGITUDE REDUCTION SLEEVE/MANGUITO REDUCCIÓN LONGITUD |
| 7570900 | ROD INSERTER ASSEMBLY/ENSAMBLE INTRODUTOR VARILLA |

[Signature]
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC



| | |
|----------|--|
| 54848 59 | SOLERA SEXTANT INNER SLEEVE/MANGUITO INTERNO |
| 5484805 | SOLERA SEXTANT REDUCTION INNER SLEEVE/MANGUITO INTERNO P/REDUCCIÓN |
| 8675300 | SEXTANT ROD INSERTER ASSEMBLY/ENSAMBLE INTRODUTOR VARILLA |
| 7575300 | ROD INSERTER/INTRODUCTOR VARILLA |
| 7576303 | SEXTANT II REDUCTION EXTENDER A S/L/EXTENSOR |
| 7576304 | SEXTANT II REDUCTION EXTENDER B S/L/EXTENSOR |
| 7576305 | SEXTANT II REDUCTION INNER SLEEVE/MANGUITO INTERNO |
| 7576302 | SEXTANT II REDUCTION MIDDLE EXTENDER M/L/EXTENSOR MEDIANO |
| 7576301 | SEXTANT II REDUCTION OUTER EXTENDER M/L/EXTENSOR EXTERNO |
| 5484802 | SOLERA SEXTANT REDUCTION MIDDLE EXTENDER/EXTENSOR MEDIANO |
| 5484801 | SOLERA SEXTANT REDUCTION OUTER EXTENDER/EXTENSOR EXTERNO |
| 5484803 | SOLERA SEXTANT REDUCTION S/L EXTENDER A/EXTENSOR A |
| 5484804 | SOLERA SEXTANT REDUCTION S/L EXTENDER B/EXTENSOR B |
| 5484800 | SOLERA SEXTANT ROD INSERTER/INTRODUCTOR VARILLA |

Medtronic, Instrumental reutilizable

| | |
|---------|---|
| 1850077 | CASE 1850077, CAJA EXTERNA GENÉRICA DOBLE |
| 1850079 | LID 1850079, APA EXTERNA GENÉRICA |
| 5584119 | Offset PORTA IMPLANE, L5.5/6.0 |
| 5584317 | 5.5/6.0, EMPUJA GANCHO AUTO-FIJANTE |
| 5584418 | 5.5/6.0, EMPUJA GANCHO PARA PORTA-IMPLANTE |
| 7069080 | BANDEJA INSTRUMENTAL, GANCHOS SOLERA 5.5/6.0 US/EU |
| 7069082 | MÓDULO, IMPLANTE GANCHOS SOLERA, 5.5/6.0 US |
| 7069084 | MÓDULO, TAPA, GANCHOS SOLERA, 5.6/6.0 US |
| 7480211 | PORTA IMPLANTE LATERAL TRAD(sic) |


MEDTRONIC SOFAMOR DANEK, INSTRUMENTAL


| | |
|---------|--|
| 8670015 | PAK NEEDLE (TRO.TRO)/AGUJAS |
| 6478831 | DIST CASE, DR SYS W/PLCD/CAJA DISTRIBUCIÓN |

MEDTRONIC, INSTRUMENTAL RE-UTILIZABLES

| | |
|---------|---|
| 7350144 | IMPULSOR, 3.0MM |
| 7352030 | MACHO 3.5MM |
| 7484290 | DERROTADOR APICAL, 4.5 |
| 7352032 | MACHO 4.5MM |
| 858-950 | DESTORNILLADOR FIJO, 5.5MM, M8 |
| 7486150 | CUPLA ANTAGÓNICA CERRADA, 6.35 |
| 7486265 | FLEXOR PLANO CORONAL, IZQUIERDA, 6.35 |
| 7486270 | FLEXOR PLANO CORONAL, DERECHA, 6.35 |
| 7486260 | FLEXOR INSITU, DERECHA, 6.35 |
| 7480150 | CUPLA ANTAGÓNICA CERRADA |
| 7350270 | FLEXOR CORONAL - DERECHA, VARILLA 3.5MM |
| 7480265 | FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDA |
| 7570801 | CUPLA ANTAGÓNICA |
| 8691012 | CROSSLINK, HERRAMIENTA MEDICIÓN, |
| 8691013 | CROSSLINK, HERRAMIENTA MEDICIÓN, |
| 8691014 | CROSSLINK, HERRAMIENTA MEDICIÓN, |
| 8691015 | CROSSLINK, HERRAMIENTA MEDICIÓN, |
| 8691016 | CROSSLINK, HERRAMIENTA MEDICIÓN, |
| 8114511 | CROSSLINK, PORTA PLACA. L 4.5 |



MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




C6901 CURETA, CCD CON STOP
7350631 ELEVADOR, LAMINAR REDUCIDO
7570907 FAS, IMPULSOR
C6880 IMPULSOR TAPÓN FINAL
7350280 DESTORNILLADOR FIJO
803-900 DESTORNILLADOR CABEZA HEXAGONAL, 3900-10
7480230 EMPUJA GANCHO DE DOBLE PROPÓSITO
8572003 EMPUJA GANCHO, VARILLA 4.5MM
7480911 CUPLA ANTAGÓNICA ILÍACA
8691011 INLINE CROSSLINK, SOSTÉN
7484282 LEGACY 4.5, IMPULSOR FIJO GUÍA POR IMÁGENES
9560788 DISTRACTOR MECÁNICO
8572007 PORTA IMPLANTE OFFSET
9790903 IMPULSOR DE CLAVIJA P/PORTA PLACA
7480131 IMPULSOR PROVISORIO, CORTO
7576309 IMPULSOR TUERCA REDUCCIÓN
7570011 HERRAMIENTA P/CONFIRMACIÓN VARILLA
7570800 ESTIMADOR PUNTO DE INGRESO P/VARILLA
7650091 IMPULSOR TORNILLO DE AJUSTE
7480122 DISPARADOR TORNILLO DE AJUSTE
8350316 IMPULSOR TORNILLO DE AJUSTE BREAKOFF
8691005 IMPACTOR DE GRAPAS
808-660 LESNA RECTA
7480156 DISPARADOR DE TAPÓN T27, NON BREAKOFF
7350145 IMPULSOR DE ASA T BREAK OFF
7068506 CDH Solera, BANDEJA INSTRUMENTAL TORNILLO RED. 4.75
7068406 CDHS, BANDEJA VARILLA DEGENER. Ø 4.75MM
7068517 CDHS, BANDEJA VARILLA EXPANDIDA, Ø 4.75MM
7068518 CDHS, MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE, Ø 4.75MM
7068519 CDHS, TAPA MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE, Ø 4.75MM
7068523 CDHS, BANDEJA 4 INSTRUM. DEFORM., INFERIOR, 4.75
7068522 CDHS, BANDEJA 4 INSTRUM. DEFORM., SUPERIOR, 4.75
7069009 CDHS, BANDEJA INFER. SET 2 INSTRUMENTAL, 5.5
7069008 CDHS, BANDEJA SUPER. SET 2 INSTRUMENTAL 5.5
7069041 CDHS, BANDEJA INSTRUMENTAL REDUCCIÓN 5.5/6.0
7069038 CDHS 5.5/6.0, CADDY TORNILLOS DE AJUSTE
7069039 CDHS 5.5/6.0, TAPA CADDY TORNILLOS DE AJUSTE
1854209 Deformity Tag Sorter/CLASIFICADOR RÓTULOS
1854210 Deformity Tag Sorter Lid/TAPA CLASIFICADOR RÓTULOS
7480732 BANDEJA TORNILLOS FENESTRADOS
7068526 INSTRUMENTAL SET 3, MÓDULO
7068527 INSTRUMENTAL SET 3, TAPA DE MÓDULO
2800021 M8, BANDEJA INSTRUMENTAL 1 DEGEN.
2800022 M8, BANDEJA INSTRUMENTAL 2 DEGEN.
2800023 M8, BANDEJA INSTRUMENTAL 3 DEGEN.
2800001 M8 MAS, BANDEJA IMPLANTE 1
2800002 M8 MAS, BANDEJA IMPLANTE 2
2700129 M8, CADDY TORNILLOS AJUSTE
2700129L M8, TAPA CADDY TORNILLOS AJUSTE
7068528 MÓDULO MARCADOR PEDÍCULO
7068529 TAPA MÓDULO MARCADOR PEDÍCULO
9568006 QUADRANT, BANDEJA MÓDULO HOJAS
7480900 DESTORNILLADOR ILIO SACRAL, 0 GRADO.
7350132 2.5MM, IMPULSOR REVISIÓN



MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7378




| | |
|----------|--|
| 7480920 | DESTORNILLADOR ILIO SACRAL, 20 GRADOS. |
| 7486285 | LLAVE ROTACIÓN VARILLA 6.35 |
| 7480285 | LLAVE ROTACIÓN VARILLA |
| C6205 | CCD, FLEXOR FRANCÉS |
| 815-905 | PORTA SUJETA VARILLA DORSAL, 5.5MM |
| 8572019 | PORTA SUJETA VARILLA DORSAL, VARILLA 4.5mm |
| 815-515 | ASA MULTI-PROPÓSITO |
| 836-011 | Q/C, ASA DESTORNILLADOR TRINQUETE |
| 815-520 | SQUARE DRIVE, IMPULSOR 3.5MM |
| 815-517 | SQUARE DRIVE, IMPULSOR T-20 |
| 815-518 | SQUARE DRIVE, IMPULSOR T-25 |
| 808-529 | CORTA VARILLA DE MESA, ASA RMV |
| 7480154 | T27 CON OBTURADOR |
| 7350175 | 3.5MM, SUJETA VARILLA |
| 8581901 | SONDA ILIO-SACRA |
| 7480110 | SONDA LUMBAR |
| 7480112 | SONDA TORÁCICA |
| 9563002 | MIDLINE, ASA PARA HOJA |
| 9563302 | WEITLANER MIDLINE, ARTICULADO |
| 9960355 | 5.5MM MAS, POSICIONADOR DE CABEZA |
| 7570932 | BRAZO POSICIONADOR COMPRESOR/DISTRACTOR |
| 7570930 | RACK COMPRESOR/DISTRACTOR DE LONGITUD |
| 7484170 | DISTRACTOR PARALELO, L4.5 |
| 8360912 | MARCADOR DE PEDÍCULO, CÓNICO, CON CILINDRO, CORTO |
| 8360911 | MARCADOR DE PEDÍCULO, CÓNICO CON HEXAG., CORTO |
| 8110530 | IMPULSOR HEX., 3.0MM |
| 7350236 | EMPUJA VARILLA, 3.5MM |
| 8670095 | ASA P/COMPRESIÓN |
| 8572014 | IN-SITU FLEXOR, IZQUIERDO, VARILLA 4.5MM |
| 8572013 | IN-SITU FLEXOR, DERECHO, VARILLA 4.5MM |
| 7350255 | IN-SITU FLEXOR, IZQUIERDO |
| 7350260 | IN-SITU FLEXOR DERECHO |
| 815-504 | FLEXOR LATERAL, 5.5MM, IZQUIERDO |
| 815-505 | FLEXOR LATERAL, 5.5MM, DERECHO |
| 84799LH | FLEXOR IN SITU, IZQUIERDO |
| C6903 | SONDA, RECTA CON GRADUACIÓN EN MM |
| 84799RH | FLEXOR IN-SITU DERECHA |
| 8670096 | TEMPLATE VARILLA |
| 9563303 | ENSAMBLE RETRACTOR |
| 5484391 | PORTA-IMPLANTE DEROTADOR, 4.75MM |
| 5584007 | HERRAMIENTA CONFIRMACIÓN TORNILLO |
| 9561526 | BRAZO POSICIONADOR/POSICIONADOR BRAZO |
| 9561523 | ANEXO RIEL PARA CAMA |
| 9561524 | ENSAMBLE BRAZO FLEXIBLE |
| 9560523 | METRX, ANEXO RIEL CAMA |
| 9560524 | METRX, BRAZO FLEXIBLE |
| 9561525 | SELF RETAINING NERVE ROOT RETR/RETENCIÓN RAÍZ NERVIOSA |
| 5484303 | SUJETA VARILLA, 4.75 |
| 5584006 | SUJETA VARILLA, 5.5/6.0 |
| 7570022 | DESTORNILLADOR ÓSEO PUNTA ESFÉRICA |
| 5480004V | REMOVEDOR PUNTA ESFÉRICA, T-25 |
| 6905788 | DISTRACTOR |
| 7484171 | DISTRACTOR, L4.5 |
| 7480147 | IMPULSOR, QUICK CONNECT, T27 |


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


7360



7480100 CALIBRADOR E EXTREMO DOBLE
6481000 INSTRUMENT 6481000 QUICK CONNECT, LESNA
6481005 INSTRUMENT 6481005, IMPACTOR DE GRAPAS
6481205 INSTRUMENT 6481205, IMPACTOR DE GRAPAS
8570525 L.P. CROSSLINK, FLEXOR DE PLACAS
8350293 SONDA LUMBAR
8682914 M8, MANGUITO REDUCTOR VARILLA 14MM
8682049 M8, TAB BREAKER/INTERRUPTOR
5584005 NON B/O DUAL ENDED PLUG STARTER/DISPARA TAPONES DOBLE PUNTA
5584002 NON B/O PROVISIONAL DRIVER INSERT/INSERTO PROVISORIO
823-365 SONDA
5480131V IMPULSOR PROVISORIO HEX. 6.35
5584009 RMAS, IMPULSOR BREAK OFF
5484336 RMAS, IMPULSOR BREAKOFF
5484337 RMAS, IMPULSOR PROVISORIO
5484338 RMAS SWIZZLE, IMPULSOR PROVISORIO DE VARILLA
8572102 SOUDING/FEELER PROBE, 2MM/SONDA CALIBRACIÓN
7570802 TREFINA P/SUCCIÓN
808-545 T-BOLT POS W/LOCK SCR INS, ASM
8350294 SONDA TORÁCICA
815-507 LESNA ROSCADA
9563066 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563067 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563060 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563061 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563062 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563063 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563064 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563065 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563166 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563167 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563160 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563161 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563162 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563163 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563164 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
9563165 MIDLINE, ENSAMBLE HOJAS,
5484520 TEMPLATE VARILLA 20CM
5484510 TEMPLATE VARILLA 50CM
5480140V IMPULSOR AJUSTABLE
5484235 EMPUJA VARILLA 4.75
5485147V T27, IMPULSOR INDICADOR DE TORQUE
5484147 IMPULSOR INDICADOR DE TORQUE PARA G5 4.75
9569569 PITUITARIA DE BAJADA, 2MM
9569565 MICROPITUITARIA, 2MM
9569566 PITUITARIA CON DIENTE, 2MM
9569567 MICROPITUITARIA DE SUBIDA, 2MM
9569564 PITUITARIA DE SUBIDA, 2MM
9569525 RONGEUR PITUITARIA, 4MM
9569536 ASA EN ARO PARA PITUITARIA, 4MM
9569570 PITUITARIA DE SUBIDA, 4MM
9569600 KERRISON EN BAYONETA,
9569601 KERRISON EN BAYONETA,
9569602 KERRISON EN BAYONETA,


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



9569603 KERRISON EN BAYONETA,
 9569604 KERRISON EN BAYONETA,
 9569605 KERRISON EN BAYONETA,
 9569606 KERRISON EN BAYONETA,
 9569607 KERRISON EN BAYONETA,
 9569608 KERRISON EN BAYONETA,
 9569609 KERRISON EN BAYONETA,
 9569568 TIJERAS CURVAS
 9569954 RETRACTOR DE RAÍZ NERVIOSA
 9569559 ÉMBOLO/SUCCIONADOR # 2
 9569560 RETRACTOR DE SUCCIÓN ANCHO
 5584312 INTRODUTOR DE VARILLA, 6.0/5.5
 9339082 ASA TRINQUETE QC, MODIFICADA
 7579000 QC, ASA T P/TRINQUETE
 5484318 INTRODUTOR DE VARILLA
 8682003 5.5 RMAS MÓDULO - SS
 185-072 BASE, ESTILO FILTRO DOBLE
 185-076 BASE, ESTILO FILTRO TRIPLE
 105-892L TAPA, M8,
 105-891L TAPA, M8,
 115-891L TAPA, M8,
 185-048 TAPA, BANDEJA
 115-921L TAPA, BANDEJA, M8
 8380002 M8, BASE MÓDULO TAPÓN NON-BREAK-OFF, SS
 8480002 M8, BASE MÓDULO TAPÓN NON-BREAK-OFF, TI
 8380001 M8, TAPA MÓDULO TAPÓN NON-BREAK-OFF, SS
 8480001 M8, TAPA MÓDULO TAPÓN NON-BREAK-OFF, TI
 8480000 M8, CADDY TORNILLOS DE AJUSTE TAPÓN NON-BRAK OFF
 8380003 M8, TAPA CADDY TORNILLOS DE AJUSTE NON-BREAK OFF, SS
 8480003 M8, TAPA CADDY TORNILLOS DE AJUSTE NON-BREAK OFF, TI
 8682005 M8, MÓDULO TAPÓN REDUCCIÓN - SS
 8682002 M8 RMAS, BANDEJA INSTRUMENTAL - SS
 8682006 M8 RMAS, BANEJA MÓDULO - SS
 8682008 M8 RMAS, TAPA BANDEJA RADEL - SS
 170-100 MODULE, GANCHO M8 TI
 170-104 MODULE, TI CDH ASI PEDI GANCHO
 185-016 MODULE, GANCHO PRED-PEDI
 185-084 MODULE, COMPONENT (sic)
 165-132 MODULE, CONECTOR SS
 170-132 MODULE, CONECTOR TI
 165-108 MODULE, GANCHO ADULTO, M8 SS
 165-100 MODULE, GANCHO PEDI M8 SS
 165-112 MODULE, GANCHO STANDARD M8 SS
 170-112 MODULE, GANCHO STANDARD M8 TI
 115-163 MODULE, MINI TAPÓN TI, M8
 165-128 MODULE, TAPÓN SS
 165-144 MODULE, VARILLA SS
 170-144 MODULE, VARILLA TI
 165-116 MODULE, , TORNILLO, 5.5MM M8 SS
 170-116 MODULE, , TORNILLO, 5.5MM TI
 165-120 MODULE, , TORNILLO, 6.5MM M8 SS
 170-120 MODULE, , TORNILLO, 6.5MM TI
 165-124 MODULE, , TORNILLO, 7.5MM M8 SS
 170-124 MODULE, , TORNILLO, 7.5MM TI

Andrea Rodriguez
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL

Andrea Rodriguez
 ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




165-148 MODULE, SS 4.5MM, TORNILLO
165-136 MODULE, GRAPA/ARANDELA, SS
170-136 MODULE, GRAPA/ARANDELA, TI
170-148 MODULE, TI 4.5MM, TORNILLO
170-108 MODULE, TI CDH, GANCHO P/ADULTOS
185-044 BANDEJA, PLATAFORMA
125-142 BANDEJA, SUPERIOR, M8 TORNILLO MULTIAXIAL
125-143 BANDEJA, SUPERIOR, M8 TORNILLO MULTI-AX
8692003 5.5 RMAS MODULE - TI
8692004 6.5 & 7.5 RMAS MODULE - TI
1850076 CASE 1850076, CAJA EXTERNA GENÉRICA INDIVIDUAL
1850077 CASE 1850077, CAJA EXTERNA GENÉRICA DOBLE
1850078 CASE 1850078, CAJA EXTERNA GENÉRICA TRIPLE
7574005 CDH LNGITUDE IMPL SET (OUTR CASE)/SET IMPL. (CAJA EXT.)
7574000 CDH LNGITUDE INSTR SET 1 (OUTR CASE)/SET INSTR. (CAJA EXT.)
7574003 CDH LNGITUDE INSTR SET 2 (OUTR CASE)/SET INSTR. (CAJA EXT.)
7068563 CDH Solera Comp/Distractor Tray/bandeja
7068400 CDH Solera Hook Module 1/GANCHOS MÓDULO 1
7068401 CDH Solera Hook Module 2/GANCHOS MÓDULO 2
7068408 CDHS 4.75, BANDEJA INSTRUM. SECUENCIAL
1858543 CROSSLINK, BANDEJA
1858544 CROSSLINK, IMPLANTE BANDEJA
1858543L CROSSLINK, TAPA BANDEJA
1850093 BANDEJA IMPULSOR/ADAPTADOR FENESTRADO
1850094 TAPA BANDEJA GENÉRICA 3/4 (Greatbatch)
1850099 TAPA BANDEJA IMPLANTE GENERICO C/RADEL
7068302 Hook Implant Tray/BANDEJA IMPLANTE GANCHOS
7068303 Hook Instrument Tray/BANDEJA INSTRUM- GANCHOS
1854010 Hook Module Lid 1/TAPA 1 MÓDULO GANCHOS
1854011 Hook Module Lid 2/TAPA 2 MÓDULO GANCHOS
7068393 Hook Module Lid 3/TAPA 3 MÓDULO GANCHOS
7068394 Hook Module Lid 4/TAPA 4 MÓDULO GANCHOS
1850079 LID 1850079, TAPA EXTERNA GENÉRICA
115-892L LID, M8 MULTI-AX SCRWB SMDIA TT/TAPA ORNILLOS MULTIAXIAL
8682105 M8 REDUC, MODULO TAPÓN GANCHOS, SS
8682106 M8 REDUC. BANDEJA INSTRUM. GANCHOS
8682101 M8 REDUCTION, BASE GANCHOS, SS
8682107 M8 REDUCTION, BANDEJA IMPL. GANCHOS
8682104 M8 REDUCTION, MÓDULO GANCHOS, SS
8692005 M8 REDUCTION, MÓDULO TAPONES, TI
8682103 M8 RHOOK, TAPA BANDEJA IMPLANTE, SS
8692002 M8 RMAS, BANDEJA INSTRUM. - TI
8692006 M8 RMAS, BANDEJA MÓDULO, TI
8692001 M8 RMAS, BASE EXTERNA, TI
8692008 M8 RMAS, TAPA BANDEJA RADEL, - TI
19548547 MAS 4.0-5.0, BANDEJA IMPLANTE, TI
17548548 MAS 4.5/5.5/6.5, BANDEJA IMPL. SS
19548548 MAS 4.5/5.5/6.5, BANDEJA IMPL. TI
17548547 MAS 5.0-6.0, BANDEJA IMPL. SS
9560711 METRX, BASE EXTERNA DOBLE
185-008 MODULE, PORTA IMPLANTE REDUCT
185-028 MODULE, SCREW PREP/PREP- TORNILLOS
1854213 Solera Crosslink, BANDEJA IMPLANTE Ø 4.75MM
1854214 Solera Crosslink, BANDEJA INSTRUM. Ø 4.75MM

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

17/03/17




- 7573001 SEXTANT II, CAJA EXTERNA REDUC.
- 7573004 SEXTANT II, TAPA EXTERNA REDUCC.
- 8671001 SEXTANT, CAJA EXTERNA TRIPLE
- 8111111 X-10 CROSSLINK, BASE EXTERNA
- 185-054 BASE, EXTERNA, PROFUNDIDAD 2.5"
- 185-052 BASE, SIMPLE
- 7574000L CDH LONGITUDE, TAPA CAJA EXTERNA
- 185-064 TAPA, BASE
- 8692105 M8 REDUC., MÓDULO TAPÓN GANCHOS, TI
- 8692101 M8 REDUC, BASE GANCHOS, TI
- 8692104 M8 REDUC., MÓDULO GANCHOS, TI
- 8692103 M8 RHOOK, TAPA BANEJA IMPLANTE, TI
- 185-020 MODULE, PORTA VARILLA/COMP./DISTRIB.
- 185-004 MODULE, INSTRUM. CIERRE TAPÓN BR
- 185-012 MODULE, REDUCTOR VARILLA
- 5484327 4.75 - TLIF DISTRACTOR
- 5584327 5.5/6.0 - TLIF DISTRACTOR
- 5584150 5.5/6.0, CUPLA ANTAGÓNICA CERRADA
- 8110540 CUPLA ANTAGÓNICA
- 5484308 CUPLA ANTAGÓNICA - 4.75
- 7484151 CUPLA ANTAGÓNICA CON VENTANILLA
- 803-290 HOLT, SONDA PLANA
- 803-292 HOLT, SONDA REDONDA, RECTA
- 7485214 LEGACY 5.5, MANGUITO 14MM EXT
- 7485207 LEGACY 5.5, MANGUITO 7MM EXT.
- 5484330 TEMPLATE PLACAS
- 9563080 MIDLINE, ENSAMBLE ASA P/HOJAS
- 870-501 SONDA DE PROFUNDIDAD
- 7350131 IMPULSOR PROVISORIO, 3.0MM
- 8784000 MACHO CORTICAL SÓLIDO, 4.0MM
- 8670045 MACHO SEXTANT DIA 4.5MM
- 8784500 MACHO CORTICAL SÓLIDO 4.5MM
- 8572017 LLAVE CUPLA ANTAGÓNICA VARILLA 4.5MM
- 8785000 MACHO CORTICAL SÓLIDO 5MM
- 7485248 CUPLA ANTAGÓNICA CIRCULAR 5.5MM
- 7570021 DESTORNILLADOR ÓSERO
- 8572004 PINZAS COMPRESIÓN PARA VARILLAS 4.5MM
- 6905787 COMPRESOR
- 8572001 DIFUSOR CURVO PARA VARILLA 4,5MM
- 808-555 DANEK POWER GRIP (sic) CON LIBRACIÓN
- 7480391 PORTA IMPLANTE DERROTADOR, 5.5
- 7480395 DERROTADOR INTERLINK
- 803-291 HOLT, SONDA REDONDA
- 9560787 COMPRESOR MECÁNICO
- 7570090 ASA REMOVIBLE BREAK OFF
- 9560747 PORTA VARILLA, 5.5MM
- 858-989 REDUCTOR DE VARILLA, M8
- 8680926 T25 Split Driver (sic)
- 8680059 M8 IGS MAS, IMPULSOR
- 7350265 FLEXOR CORONAL IZQUIERDO, VARILLA 3.5MM
- 85603 SUJETA VARILLA
- 820-555 PORTA PLACA/VARILLA 3/16"
- 7484175 SUJETA VARILLA 4.5
- 5484333 BASCULADOR EXTENDIDO 4.75 RMAS

✓


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
 Andrea Rodriguez
 REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 14045
 MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



5585336 BASCULADOR EXTENDIDO 5.5/6.0 RMAS
7486211 PORTA IMPLANTE LATERAL 6.35
7486216 PORTA IMPLANTE RECTO 6.35
9569627 CURETA EN BAYONETA, 1.8MM, ANG
9569631 CURETA EN BAYONETA, 1.8MM, REV
9569623 CURETA EN BAYONETA, 1.8MM, STR
9569625 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, ANG
9569629 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, REV
9569621 CURETA EN BAYONETA, 3.6MM, STR
9569624 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, ANG
9569628 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, REV
9569620 CURETA EN BAYONETA, 5.2MM, STR
7484265 FLEXOR, CORONAL IZQUIERDO, VARILLAS 4.5MM
7484270 FLEXOR CORONAL DERECHO, VARILLAS 4.5MM
84777H EMPUJA GANCHOS CAUTIVO PARA 6.35
C6201 CCD, EMPUJA VARILLA
94632 PINZAS COMPRESIÓN, DOS POSICIONES
5584265 FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDO 5.5/6.0
5584270 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHO 5.5/6.0
7480270 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHO
7350211 PORTA GANCHO CURVO
89690E PORTA IMPLANTE CURVO
94633 DIFUSOR CURVO CON EJE 30 GRADOS
7480171 DISTRACTOR
8150500 BASCULADOR EXTENDIDO
84675H ASA PLANA PARA DESTORNILLADOR
C6207 EJE FLEXIBLE EN CCD CURVO
7350142 FORCEP ROCKER (sic)
7480162 FLEXOR FRENCH CON ASA SILICONA
8114510 SOSTÉN, L4.5, ESTILO FORCEPS
84681H ENSAMBLE EMPUJA GANCHOS
84781H ENSAMBLE EMPUJA GANCHOS
84676H GUÍA CONECTORA ILIO-SACRA
7484219 PORTA IMPLANTE, OFFSET, L4.5
5484219 PORTA IMPLANTE, OFFSET, L4.75
7484216 PORTA IMPLANTE, RECTO, L4.5
6480122 INSTRUMENT 6480122, DISPARA TAPONES
6480144 INSTRUMENT 6480144 BREAK-OFF, IMPULSOR
6480150 INSTRUMENT 6480150, CUPLA ANTAGÓNICA
6480282 INSTRUMENT 6480282, DESORNILLADOR
6481011 INSTRUMENT 6481011, PORTA CROSSLINK
8572021 L. P. CROSSLINK, TEMPLATE PLACAS, VARILLA 4.5MM
8572012 FLEXOR LATERAL, IZQUIERDO, VARILLA 4.5MM
8572011 FLEXOR LATERAL, DERECHO, VARILLA 4.5MM
858-985 PORTA IMPLANTE LATERAL
7480240 TRANSLATOR LATERAL
7480245 PORTA TRANSLATOR LATERAL
84699LH IN SITU FLEXOR IZQUIERDO
7480142 LEGACY 5.5, BASCULADOR
7486142 LEGACY 6.35, BASCULADOR
810-510 LOW PROFILE CROSSLINK, PORTA PLACAS
5484329 CALIBRE P/MEDICIÓN
8110502 CALIBRE P/MEDICIÓN
8114502 CALIBRE P/MEDICIÓN, VARILLA 4.5MM


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7340



| | |
|-----------|---|
| 8114501 | TEMPLATE MEDICIÓN |
| 7486219 | PORTA GANCHO OFFSET, L6.35 |
| 815-500 | PORTA GANCHO/BASCULADOR OFFSET |
| 7484166 | COMPRESOR PARALELO, GRANDE, L4.5 |
| 7484165 | COMPRESOR PARALELO, CHICO, L4.5 |
| 84782H | INTRODUCTOR VARILLA PARA VARILLA 6.35 |
| 84682E | INTRODUCTOR DE TAPONES, GUÍA DERECHA |
| 84693E | PLUG SET SCREW/Tornillos de Ajuste STARTER |
| 84692E | TAPÓN/DTT DISPARADOR |
| 84687E | IMPULSOR TAPÓN PROVISORIO |
| 7576311 | VARILLA REDUCCIÓN TEMPORARIA TEMP. |
| 84674H | DESTORNILLADOR P/REMOCIÓN T20/T25 |
| 84699RH | FLEXOR IN-SITU DERECHO |
| 8572006 | BASCULADOR, VARILLA 4.5MM |
| 7484142 | BASCULADOR, L4.5 |
| 815-502 | APROXIMADOR VARILLA |
| 7350216 | PORTA GANCHO RECTO |
| 5484216 | PORTA IMPLANTE RECTO |
| 8969IE | PORTA IMPLANTE RECTO |
| C6841 | T20, DESTORNILLADOR |
| 7480211 | PORTA IMPLANTE TRAD LATERAL |
| 7480216 | PORTA IMPLANTE TRAD RECTO |
| 5484211 | PORTA IMPLANTE LATERAL TRADICIONAL |
| 858-959 | M8 FIXED IGS, IMPULSOR |
| 5484301 | 4.75 - POSICIONADOR DE CABEZA |
| 5584003 | 5.5/6.0mm - POSICIONADOR DE CABEZA |
| 7486231 | 6.35 EMPUJA GANCHOS |
| 9339095 | CALIBRE |
| 7350621 | ELEVADOR, TRANS. PROC. REDUCIDO |
| 7350626 | BUSCADOR, PEDÍCULO REDUCIDO |
| 5485905 | IMPULSOR HEX. |
| 7480231 | EMPUJA GANCHOS PARA PORTA IMPLANTE |
| 8682048 | M8, CUPLA ANTAGÓNICA CIRCULAR |
| 7570031 | TROCAR P/VARILLA |
| 8350322 | OBTURADOR TORNILLOS DE AJUSTE |
| 8675422 | SEXTANT, DILATADOR |
| 8670000 | SEXTANT QUICK CONNECT, TROCAR |
| 8670007 | SEXTANT, TROCAR, MANGUITO SONDA |
| C6908 | ASA, MARCADOR DE CIERRE |
| C6906 | MARCADOR, REDONDO-IZQUIERDO, CON VARILLA 35MM |
| C6907 | MARCADOR, CUADRADO, DERECHO, CON VARILLA 35MM |
| C6902 | SONDA, CURVA, CON GRADUACIÓN MM |
| C6904 | SONDA, CALIBRADOR FLEXIBLE 3MM |
| C6905 | SONDA, ESFERA FIRME, 2MM |
| 84689E | PORTA IMPLANTE LATERAL |
| 8682907 | M8, MANGUITO REDUCTOR VARILLA 7MM |
| 8670040 | SEXTANT, IMPULSOR TAPONES P/COMBINACIÓN |
| 8671002 | SEXTANT, BANDEJA INSTRUMENTAL INFERIOR |
| 7049496 | CDH LEGACY 4.5 G4, BANDEJA INSTRUMENTAL 2 |
| 7050124 | CDHL 5.5, APIC DERO, BANDEJA INSTRUM. |
| 7059234ML | CDHL 5.5, NON BREAK, TAPA MOD. TI |
| 7060120 | CDHL 6.35, SET INSTRUMENTAL 1 |
| 7060121 | CDHL 6.35, SET INSTRUMENTAL 2 |
| 7060122 | CDHL 6.35, SET INSTRUMENTAL 3 |

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


7340



- 7060123 CDHL 6.35, SET INSTRUMENTAL 4
- 1858712 CDHL ANTERIOR, BANDEJA INSTRUM. 5
- 1858701 CDHL ANTERIOR, BANDEJA P/INSTRUM. 1
- 1858702 CDHL ANTERIOR, BANDEJA P/INSTRUM. 2
- 1858704 CDHL ANTERIOR, BANDEJA P/INSTRUM. 3
- 1858705 CDHL ANTERIOR, BANDEJA P/INSTRUM. 4
- 7050120 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 1
- 7050121 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 2
- 7050122 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 3
- 7050123 CDHL, BANDEJA INSTRUM. 4
- 7050335 CDHL, BANDEJA INSTRUM. ACCESO MIN.
- 7050327 CDHL, BANDEJA TORNILLOS NONBREAKOFF
- 7050234 CDHL, MOD TORNILLOS AJUSTE NONBREAKOFF
- 7059238ML CDHL RMAS 5.5, TAPA TORNILLOS AJUSTE, TI
- 7068530 CDHS 4.75, MÓDULO EXTRA TORNILLOS 4.0MM
- 7068539 CDHS 4.75 FAS, MÓDULO INFERIOR (7.5)
- 7068510 CDHS 4.75 FAS, BANDEJA INFERIOR TORNILLOS
- 7068509 CDHS 4.75 FAS, BANDEJA TORNILLOS
- 7068504 CDHS 4.75 MAS, BANDEJA TORNILLOS GRANDE
- 7068536 CDHS 4.75 MAS, MÓDULO 1 INFERIOR MEDIANO
- 7068537 CDHS 4.75 MAS, MÓDULO 2 INFERIOR MEDIANO
- 7068538 CDHS 4.75 MAS, MÓDULO 3 INFERIOR MEDIANO
- 7068503 CDHS 4.75 MAS, BANDEJA INFERIOR MEDIANA
- 7068502 CDHS 4.75 MAS, BANDEJA TORNILLOS MEDIANA
- 7068505 CDHS 4.75 RMAS, BANDEJA TORNILLOS
- 7068507 CDHS 4.75 RMAS, MODULO TORNILLOS AJUSTE
- 7068508 CDHS 4.75 RMAS, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
- 7068534 CDHS 4.75 MAS, MÓDULO 1 INFERIOR CHICO
- 7068535 CDHS 4.75 MAS, MÓDULO 2 INFERIOR CHICO
- 7068501 CDHS 4.75 MAS, BANDEJA INFERIOR CHICA
- 7068500 CDHS 4.75 MAS, BANDEJA TORNILLOS CHICA
- 7069036 CDHS 5.5/6.0, BANDEJA INFERIOR VARILLA 500MM
- 7069037 CDHS 5.5/6.0, BANDEJA SUPERIOR VARILLA 500MM
- 7069033 CDHS 5.5/6.0, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
- 7069031 CDHS 5.5mm, BANDEJA VARILLA PRE-DOBLADAS
- 7069032 CDHS 5.5mm, MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
- 7068350 CDHS, MÓDULO MACHO CANULADO
- 7068402 CDHS, TAPA MÓDULO MACHO CANULADO
- 7068512 CDHS Extra 4.0 MAS, TAPA MÓDULO
- 7068540 CDHS Extra 4.5-5.0 MAS, MÓDULO
- 7068541 CDHS Extra 4.5-5.0 MAS, TAPA MÓDULO
- 7068542 CDHS Extra 5.5-7.5 FAS, MÓDULO
- 7068543 CDHS Extra 5.5-7.5 FAS, TAPA MÓDULO
- 7068544 CDHS Extra 5.5-7.5 MAS, MÓDULO
- 7068514 CDHS Extra 6.0 MAS, TAPA MÓDULO
- 7068513 CDHS Extra 6.0, MÓDULO
- 7068515 CDHS Extra 6.5-7.5 MAS, MÓDULO
- 7068516 CDHS Extra 6.5-7.5 MAS, TAPA MÓDULO
- 1850095 TAPA IMPLANTE METAL GENÉRICO
- 7049491 LEGACY 4.5, BANDEJA INSTRUMENTAL (1 DE 4)
- 7049494 LEGACY 4.5, BANDEJA INSTRUMENTAL (3 DE 4)
- 7049495 LEGACY 4.5, BANDEJA INSTRUMENTAL (4 DE 4)
- 7034139 LEGACY ILIAC CMAS, BANDEJA INSTRUM.
- 7043120 LEGACY ILIAC, TI, CMAS, BANDEJA INSTRUM.


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



7340


7059620 LEGACY RMAS 5.5, BANDEJA INSTRUM., TI
7050620 LEGACY RMAS 5.5, BANDEJA INSTRUM.
8111113 X-10 CROSSLINK, BANDEJA INSTRUMENTAL
9569529 BANDEJA DILATADOR, RÍGIDA
9569712 BANDEJA BRAZO FLEX./DILATADORES,
7050238 LEGACY RMAS 5.5, TORNILLOS AJUSTE, MÓDULO
9569532 METRX , BANDEJA BRAZO FLEXIBLE, RÍGIDA
9560693 METRX, CARRETE BIPOLAR RECTO
8390304 CANN LEGACY 5.5MM, CAJA EXTERNA
8390305 CANN LEGACY 5.5MM, TAPA EXTERNA
7574010 CDH LNGITUDE FAS, BANDEJA IMPL.
7574010L CDH LNGITUDE FAS, TAPA BANDEJA IMPL.
7574006 CDH LNGITUDE, BANDEJA IMPL.
7574006L CDH LNGITUDE, TAPA BANDEJA IMPL.
7574001 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTRUM. 1
7574002 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTRUM. 2
7574004 CDH LNGITUDE, BANDEJA INSTRUM. 3
7574009 CDH LNGITUDE MAS, CADDY TORNILLOS
7574008 CDH LNGITUDE, MODULO TORNILLOS AJUSTE
7574008L CDH LNGITUDE, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
7574007 CDH LNGITUDE, BANEJA VARILLAS RECTAS
7050110 CDHL 5.5 APIC. CAJA INSTRUM. DERROTADOR
7059410 CDHL 5.5 FAS, CAJA EXTRA, TI
7050010 CDHL 5.5, CAJA SET INSTRUM. 1
7050135L CDHL 5.5, TAPA MANIPULAC. COLUMNA VERTEBRAL
7069317 CDHL 6.35 4.0-5.5, EXTERNO, TI
7069318 CDHL 6.35 5.5-8.5, EXTERNO, TI
7069319 CDHL 6.35 DEFORM, EXTERNO, TI
7069421 CDHL 6.35 FAS, BANDEJA IMPL. 1, TI
7069422 CDHL 6.35 FAS, BANDEJA IMPL. 2, TI
7060423 CDHL 6.35 FAS, BANDEJA INSTRUM.
7069411 CDHL 6.35 FAS, EXTERNO, TI
7069511 CDHL 6.35, GANCHO EXTERNO, TI
7060010 CDHL 6.35, INSTRUM. EXTERNO, 1
7060020 CDHL 6.35, INSTRUM. EXTERNO, 2
7060327 CDHL 6.35, BANDEJA IMPL. NONBREAK
7069315 CDHL 6.35, EXTERNO NONBREAK, TI
7060010L CDHL 6.35, TAPA CAJA EXTERNA
7060234 CDHL 6.35, MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
7069234ML CDHL 6.35, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE, TI
1858706 CDHL ANTERIOR, CAJA EXTERNA IMPL.
1858713 CDHL ANTERIOR, CAJA 1 EXTERNA INSTRUM.
1858703 CDHL ANTERIOR, CAJA 2 EXTERNA INSTRUM.
1858714 CDHL ANTERIOR, CAJA 3 EXTERNA INSTRUM.
7059319 CDHL DEF MAS CAJA, TI
7059313 CDHL DEGEN MAS CAJA 1, IMPL. TI
7059511 CDHL, CAJA GANCHOS, TI
7050020 CDHL, CAJA INSTRUM. 2
7059318 CDHL MAS 5.5-8.5MM, CAJA EXTERNA, TI
7050316 CDHL INSTRUM. ACCESO MÍNIM.
7050011L CDHL TAPA CAJA INSTRUM. ACCESO MINIM.
7059315 CDHL, CAJA TORNILLOS NON BREAKOFF, TI
7059500 CAJA EXTERNA TORNILOS ÓSEOS CORTICALES
7059501L TAPA CAJA EXTERNA TORNILLOS ÓSEOS CORTICALES

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




| | |
|----------|--|
| 7050314 | DEGEN, CAJA INSTRUMENT. EXTERNA |
| 7039533L | TAPA MÓDULO GANCHOS, TI |
| 7039533 | MÓDULO GANCHOS, TI |
| 7039510L | TAPA BANDEJA IMPLANTE, TI |
| 7039520 | BANDEJA IMPLANTE, TI |
| 7030521 | BANDEJA INSTRUMENTAL #1 |
| 7030522 | BANDEJA INSTRUMENTAL #2 |
| 7030523 | BANDEJA INSTRUMENTAL #3 |
| 7030010L | LEGACY 3.5, TAPA CAJA EXTERNA |
| 7039510 | LEGACY 3.5, CAJA EXTERNA, TI |
| 7049450 | LEGACY 4.5 FAS, CAJA EXTERNA, TI |
| 7049470 | LEGACY 4.5, CAJA EXTERNA GANCHOS, TI |
| 7049490 | LEGACY 4.5, CAJA EXTERNA INSTRUM. (1 DE 2) |
| 7049493 | LEGACY 4.5, CAJA EXTERNA INSTRUM. (2 DE 2) |
| 7049400 | LEGACY 4.5 MAS, CAJA EXTERNA, TI |
| 7049400L | LEGACY 4.5, TAPA CAJA EXTERNA |
| 8110112 | LEGACY 4.5 X 10, TAPA CAJA EXTERNA |
| 8111141 | LEGACY 4.5 X 10, CAJA EXTERNA, TI |
| 7059314 | LEGACY 5.5 UAS, CAJA EXTERNA, TI |
| 7023125L | LEGACY ILIAC CMAS, TAPA BANDEJA IMPL. |
| 7022200 | LEGACY ILIAC, BASE EXTERNA |
| 7043100 | LEGACY ILIAC, TI, CMAS, CS. EXTERNA |
| 7023110L | LEGACY ILIAC, CMAS, TAPA EXTERNA |
| 7059620L | LEGACY RMAS 5.5, TAPA IMPLAN. TI |
| 7059610 | LEGACY RMAS 5.5, CAJA EXTERNA, TI |
| 2800001L | M8 DEGEN MAS, TAPA BANDEJA IMPL. |
| 2880002 | M8 DEGEN, CAJA EXTERNA INSTRUM. |
| 2880001L | M8, TAPA CAJA EXTERNA |
| 7030510 | CAJA EXTERNA, INSTRUMENTAL, TRIPLE |
| 9569694 | CAJA EXTERNA, TAPA |
| 9569790 | METRX II INSTRUMENTS, CAJA EXTERNA |
| 7042201 | TAPA EXTERNA, TOALMENTE ROSCADA, TI |
| 7030235 | SET SCREW/Tornillos de Ajuste CADDY |
| 7039235L | SET SCREW/Tornillos de Ajuste CADDY LID, TI |
| 7572001 | SEXTANT II, TAPA CAJA EXTERNA |
| 7572006 | SEXTANT II, TAPA BANDEJA IMPLA. |
| 7039830L | X10 CROSSLINKS, TAPA MÓDULO, TI |
| 7039830 | X10 CROSSLINKS, MÓDULO, TI |
| 2880003 | M8 DEGEN, CAJA EXTERNA IMPL. |
| 8390310 | MAST QUAD/MAST LGCY OUTR (NEW)/EXTERNA NUEVA |
| 9569530 | CAJA EXTERNA, BRAZO FLEXIBLE |
| 1854105 | CDHS 4.75 Degen, BANDEJA INSTRUM. 1 |
| 1854104 | CDHS 4.75 Degen, BANDEJA INSTRUM. 2 |
| 8572032 | 4.5mm IGS, MACHO SÓLIDO - BANDA MAGENTA |
| 8114505 | 4.75 CROSSLINK, HIERRO P/FLEXIÓN |
| 7486255 | 6.35 INSITU FLEXOR IZQUIERDO |
| 5484898 | TREFINA DE SUCCIÓN |
| 7480702 | MAS, IMPULSOR REMOCIÓN FENESTRADO |
| 7480523 | FNS, IMPULSOR CON ADAPTADOR |
| 7870136 | VALIJA TORNILLOS COBERTURA H.A. |
| 9560713 | METRX II, VALIJA DESCARTABLES |
| 836-014 | 4.5MM DIA. MACHO SÓLIDO |
| 5480045 | 4.5mm, MACHO LEAD DUAL |


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.





5480050 5.0mm, MACHO LEAD DUAL
5480055 5.5mm, MACHO LEAD DUAL
955-519 CABLE GUÍA MED, .062"
8670001 SEXTANT, CABLE GUÍA, ROMO
8670002 SEXTANT, CABLE GUÍA, AGUZADO
7350162 FLEXOR DE VARILLA, PARA VARILLA 3.5MM
170-025 CASE M8 4.5 5.0MM, MÓDULO TORNILLOS TI
185-045 CASE M8, PLATAFORMA BANDEJA GANCHOS
170-128 MODULE, TAPON TI
170.126 170.126, BANDEJA TORNILLOS
170-225 6.5/7.5mm, MÓDULO TORNILLOS, Ti
170-125 CASE M8 5.5MM, MÓDULO TORNILLOS, TI
185-046 CASE M8, PLATAFORMA BANDEJA TORNILLOS
7068562 CDH Solera 4.75 VCM, BANDEJA INSTRUMENTAL
7069034 CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 3, BANDEJA INFERIOR
7069030 CDHS 5.5 INSTRUMENT SET 3, BANDEJA SUPERIOR
170-129 BANDEJA IMPLANTE GANCHO Y TORNILLO
170-.133 BANDEJA IMPLANTE GANCHO Y TORNILLO
1700026 M8 MAS 4.5/5.0, MÓDULOIMPL. TI
1700126 M8 MAS 5.5, MÓD. IMPL. TI
1700226 M8 MAS 6.5/7.5, MOD. IMPL. TI
165.326 M8 MAS, BANDEJA EXTRA TORNILLOS - SS
170.326 M8 MAS, BANDEJA EXTRA TORNILLOS - TI
185.049 M8 MAS, SET BANDEJA IMPL. TORNILLOS
8692011 M8, MÓDULO VARILLA PRE-DOBLADA
8692012 M8, TAPA MÓDULO VARILLA PRE-DOBLADA
185.047 M8, SONDA ROSCADA
165.126 MAS 5.5, MÓDULOTORNILLOS, SS
9563215 MidLine, BANDEJA INSTRUM- ACCESO (Core)
165.101 BANDEJA IMPL. GANCHOS PEDIÁTRICO, SS
170.143 MÓDULO VARILLAS, TI
165.111 BANDEJA IMPLANTE GANCHOS STANDARD, SS
9569791 BANDEJA INSTRUMENTAL 1
9569792 BANDEJA INSTRUMENTAL 2
9569795 BANDEJA INSTRUMENTAL 2 (POSICIONADO)
9569793 BANDEJA INSTRUMENTAL 3
9569794 BANDEJA INSTRUMENTAL 4
9568013 MAST QUADRANT, BANDEJA
9563250 MidLine, BANDEJA INSTRUMENTAL (Gen2)
7029930 TORNILLO ILÍACO P/PRUEBA 0 GRADO
7029931 TORNILLO ILÍACO P/PRUEBA 10 GRADOS
7029932 TORNILLO ILÍACO P/PRUEBA 20 GRADOS
5485904 5.5/6.0, REDUCTOR LATERAL VARILLA
5484307 4.75 MM, ENSAMBLE REDUCTOR VARILLA - G5
5584134 5.5/6.0 MM, ENSAMBLE REDUCTOR VARILLA - G5
5584331 5.5/6.0 RMAS, DESTORNILLADOR P/MANGUITO DE CIERRE
5584111 5.5/6.0 MANGUITO DE CIERRE P/DESTORNILLADOR
5485901 EXTENSOR CERRADO - 5.5/6.0
5484113 IMPULSOR RETORCIDO T-25
5484821 MAS, DESTORNILLADOR
5484302 DISPARADOR DE TAPÓN CON PUNTA PROVISORIA IMPULSOR
7576310 Q/C SEXTANT II REDUCTION, IMPULSOR TUERCA
5484823 DESTORNILLADOR ÓSEO CON RETENCIÓN
5484830 TROCAR P/ARILLA


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

757




5484306 MANGUITO DE CIERRE P/DESTORNILLADOR, 4.75
5484328 ENSAMBLE EXTERNO REDUCTOR AWCUENCIAL
5484304 MANGUITO REDUCCION SECUENCIAL
7570922 SEXTANT II REDUCTION, IMPULSOR PUNTA REDONDA
7570909 SEXTANT II REDUCTION, IMPULSOR TORNILLO ÓSEO
7570923 SEXTANT II REDUCTION, IMPULSOR CON RETNECIÓN
7570988 SEXTANT II REDUCTION, REMOCIÓN T27
8572005 PORTA IMPLANTE RECTO
7484154 T25 CON OBTURADOR
8114530 IMPULSOR HEXAG. 2.5MM
7484114 IMPULSOR HEX. AHUSADO, 3.5MM
7484235 4.5, EMPUJA VARILLA
7484236 4.5, EMPUJA VARILLA, EN FORMA C
5484231 4.75, EMPUJA GANCHO
5484317 4.75, EMPUJA GANCHO AUTO-FIJANTE
5484217 4.75, PORTA IMPLANTE AUTO-FIJANTE
7480136 REDUCTOR VARILLA 5.5MM, LARGO
7486175 6.35, SUJETA VARILLA
7486126 6.35, INTRODUTOR VARILLA
7486235 6.35, EMPUJA VARILLA
8572036 6.5mm, MACHO SÓLIDO IGS - BANDA AZUL
7484255 FLEXOR, IZQUIERDO, IN SITU, VARILLAS 4.5MM
7484260 FLEXOR, DERECHO, INSITU, VARILLAS 4.5MM
8110525 HIERRO FLEXOR
8114526 HIERRO FLEXOR (4.5MM)
7480930 MAS, DESTORNILLADOR CERRADO
7480931 CLSD MAS, IMPULSOR AUTO-FIJANTE
8114539 CUPLA ANTAGÓNICA
823-366 SONDA CURVA
7480394 DEROTATOR BRIDGE - L/DERROTADOR PUENTE
7480393 DEROTATOR BRIDGE - M/DERROTADOR PUENTE
7480392 DEROTATOR BRIDGE - S/DERROTADOR PUENTE
7480396 DEROTATOR BRIDGE HANDLE/ASA DERROTADOR PUENTE
7480398 DEROTATOR BRIDGE NUT/TUERCA DRROTADOR PUENTE
7480397 DEROTATOR INLINE HANDLE/ASA INLINE DERROTADOR
7480144 IMPULSOR, BREAK-OFF, 6.35MM HEX
7480130 IMPUOSOR, PROVISORIO
7480205 DESTORNILLADOR DOBLE PROPÓSITO
7484220 ELEVADOR, LAMINAR REDUCIDO
7484221 ELEVADOR, LAMINAR REDUCIDO ANGOSTO
7484222 ELEVADOR, PROCESOS TRANS. REDUCIDO
7484217 INTRODUTOR DE GANCHO, CAUTIVO, L 4.5
7484231 EMPUJAGANCHOS PARA PORTA IMPLANTE, L4.5
8114545 POSICIONADOR DE IMPLANTE, L4.5
8110511 INLINE XI0 CROSSLINK HOLDER/PORTA X 10 CROSSLINK
7480255 INSITU, FLEXOR, IZQUIERDO
7480260 INSITU, FLEXOR, DERECHO
7484109 LEGACY 4.5 MAS, DERROTADOR CORTO
7480290 LEGACY 5.5, DERROTADOR APICAL
7480280 LEGACY 5.5, DESTORNILLADOR FIJO
7480282 LEGACY 5.5, IMPULSOR FIJO GUIADO X IMÁGENES
7480113 MAS, IMPULSOR
7480109 LEGACY 5.5 MAS, IMPULSOR CORTO
7486280 LEGACY 6.35, IMPULSOR FIJO


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.


7340



810-525 LOW PRFL CRSLNK PLT BENDER/FLEXOR PLACAS
8680052 M8 MAS, DESTORNILLADOR
858-957 M8, REDUCTOR DE VARILLA
9560421 METRx, DILATADOR,
9561426 METRx, DILATADOR,
9561427 METRx, DILATADOR,
9561428 METRx, DILATADOR,
9560429 METRx, DILATADOR,
9560430 METRx, DILATADOR,
9560431 METRx, DILATADOR,
9560432 METRx, DILATADOR,
7480221 LAMINER, ELEVADOR ANGOSTO
7575306 GUÍA PARA AGUJAS
7480225 BUSCA PEDÍCULO
7484225 BUSCA PEDÍCULO
7350112 SONDA
7575307 RADIOLUCENT, GRAPA
7480175 SUJETA VARILLA
7480126 INTRODUTOR DE VARILLA
7484126 INTRODUTOR DE VARILLA, 4.5MM
7480235 EMPUJA VARILLA
858-988 BRAZO PALANCA REDUCTOR VARILLA, MS
7480134 REDUCTOR DE VARILLA, VARILLA 5.5, CORTO
7486134 REDUCTOR DE VARILLA, VARILLA 6.35, CORTO
7484134 REDUCTOR DE VARILLA, L4.5
7575312 SEÑALADOR TEMPLATE VARILLA
7480104 LESNA REDONDA, ASA INLINE
8670003 SEXTANT Q/C, SONDA P/PEDÍCULO
8670030 SEXTANT, TROCAR VARILLA
7575311 TEMPLATE VARILLA TEMPORARIO
7484147 IMPULSOR T25, QUICK-CONNECT
7570088 IMPULSOR REMOCIÓN T-27
7480114 DESTORNILLADOR AHUSADO, HEXAGONAL
7480220 ELEVADOR LAMINAR ANCHO
7570020 LEGACY ATTACHMENT, IMPULSOR
7350122 DISPARADOR TAPÓN HEX. 3MM
7480172 5.5MM TLIF/PLIF DISTRACTOR
7486172 6.35MM TLIF/PLIF DISTRACTOR
858-990 M8, CUPLA ANTAGÓNICA
7578000 ESCALA SONDA PROFUNDIDAD
7578001 SLIDER SONDA PROFUNDIDAD
6480136 INSTRUMENT 6480136, REDUCTOR VARILLA
6480172 INSTRUMENT 6480172, DISTRACTOR
6480173 INSTRUMENT 6480173, DISTRACTOR
6481019 INSTRUMENT 6481019, GUÍA LESNA, 19MM
6481021 INSTRUMENT 6481021, GUÍA LESNA, 21MM
6481023 INSTRUMENT 6481023, GUÍA LESNA, 23MM
6481025 INSTRUMENT 6481025, GUÍA LESNA, 25MM
7486109 LEGACY 6.35 MAS, IMPULSOR CORTO
810-501 LW PROFILE CRSLINK TEMPLATE PLACA
8682050 M8, DESTORNILLADOR REDUCCIÓN
7578095 MODULAR SET SCREW/Tornillos de Ajuste, Compresor retención
7480166 COMPRESOR PARALELO, GRANDE
7480165 COMPRESOR PARALELO, CHICO


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




7578200 VARIFICADOR DE VARILLA
7576312 SEXTANT II REDUCTION, SEÑALADOR TEMPLATE VARILLA
7068405 4.75 EXTRA BREAKOFF, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
7068386 4.75 Sextant BILATERAL, BANDEJA SET INSTRUM. 1.
7068337 4.75 Sextant BILATERAL, BANDEJA SET INSTRUM. 2
7068323 4.75 Sextant, BANDEJA SET INSTRUM. 1
7068321 4.75 Sextant, BANDEJA SET INSTRUM. 2
7068335 4.75 Sextant REDUCTION, BANDEJA SET INSTRUM. 1
7068334 4.75 Sextant REDUCTION, BANDEJA SET INSTRUM. 2
7068403 4.75 Standalone/Extra MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
8081528 CASE - HAND HELD ROD CUTTER/CORTA VARILLA MANUAL
7069002 CDHS 4.75, BANDEJA INFERIOR TORNILLO CAULADO
7068520 CDHS 4.75, BANDEJA 1 SUP. INSTRUM. DEFORM.
7068521 CDHS 4.75, BANDEJA 2 INF. INSTRUM. DEFORM.
7069013 CDHS 5.5/6.0 04.0-5.0 MAS, BANDEJA INFERIOR IMPL.
7069014 CDHS 5.5/6.0 04.0-5.0 MAS, MÓDULO INFERIOR 1
7069012 CDHS 5.5/6.0 04.0-5.0 MAS, BANDEJA IMPL. SUPERIOR
7069026 CDHS 5.5/6.0 04.5-7.5 FAS, BANDEJA IMPL. INFERIOR
7069025 CDHS 5.5/6.0 04.5-7.5 FAS, BANDEJA IMPL. SUPERIOR
7069015 CDHS 5.5/6.0 05.0 MAS, MÓD. INFERIOR 2
7069018 CDHS 5.5/6.0 05.5-6.5 MAS, MÓD. INFERIOR 1
7069017 CDHS 5.5/6.0 05.5-7.5 MAS, BANDEJA IMPL. INFERIOR
7069016 CDHS 5.5/6.0 05.5-7.5 MAS, BANDEJA IMPLANTE SUPERIOR
7069019 CDHS 5.5/6.0 06.5 MAS, MÓD. INFERIOR 2
7069020 CDHS 5.5/6.0 06.5-7.5 MAS, MÓDULO INFERIOR 3
7069021 CDHS 5.5/6.0 08.5-9.5 MAS, BANDEJA MACHO E IMPL.
7069007 CDHS 5.5/6.0, SET INSTRUM 1, BANDEJA INFERIOR
7069006 CDHS 5.5/6.0, SET INSTRUM. 1, BANDEJA SUP.
7069047 CDHS 5.5/6.0 MAS, EXTRAS, MOD. 3 INFERIOR
7069044 CDHS 5.5/6.0 RMAS, BANDEJA IMPLANTE
7069045 CDHS 5.5/6.0 RMAS, MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE
7069046 CDHS 5.5/6.0 RMAS, APA MÓDULOTORNILLOS AJUSTE
1854222 CDHS, MÓDULO TORNILLOS AJUSTE DEGENERAT.
1854221 CDHS, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE DEGENERAT.
1854211 CDHS, CLASIFICADOR RÓTULOS DEGENERAT.
1854212 CDHS, TAPA CLASIFICADOR RÓTULOS DEGENERAT.
7069003 CDHS SEXTANT, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
1854101 CDHS4.75, BANDEJA INFERIOR IMPLANTE DEGENER.
1854102 CDHS4.75, BANDEJA SUPERIOR IMPLANTE DEGENERAT.
7059510 BANDEJA IMPLANTE TORNILLO ÓSEO CORTICAL, SUPERIOR
7068586 MÓDULO IMPLANTE TORNILLO CORTICAL
7068587 TAPA MÓDULO IMPLANTE TORNILLO CORTICAL
7068585 BANDEJA IMPLANTE TORNILLO CORTICAL
7059351 LEGACY 5.5 UAS
7059352 LEGACY 5.5 UAS
7059353 LEGACY 5.5 UAS
8081530 TAPA, CORTA VARILLA
7068395 CANASTA (DOBLE)
7068531 Non-Breakoff 3/4, BANDEJA
7572004 SEXTANT II, BANDEJA INSTRUMENTAL # 3
7573006 SEXTANT II REDUCTION, BANDEJA INTERNA B
7573007 SEXTANT II REDUCTION, BANDEJA INTERNA C
7572008 SEXTANT II, BANDEJA IMPLANTE
7572002R SEXTANT II,, BANDEJA INSTRUMENTAL # 1



K


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC. NL

7570




7572003 SEXTANT II, BANDEJA INSTRUMENTAL # 2
1854106 CANASTA TRIPLE
7059520 BANDEJA IMPLANTE TORNILLO ÓSEO CORTICAL, INFERIOR
7573005 SEXTANT II REDUCTION, BANDEJA INTERNA A
8572041 4.0mm IGS, MACHO CANULADO - BANDA GRIS
7352034 MACHO 5.5MM
7350150 CUPLA ANTAGÓNICA
8670021 SEXTANT M8, IMPULSOR RE-AJUSTE
7059225 BANDEJA IMPLANTE 1 TI
7059226 BANDEJA IMPLANTE 2 TI
7059227 BANDEJA IMPLANTE 1 TI
7059228 BANDEJA IMPLANTE 2 TI
7059235ML TAPA MÓDULO TORNILLO AJUSTE, TI
7069328 BANDEJA IMPLANTE 1 TI
7069338 BANDEJA IMPLANTE 2 TI
7069329 BANDEJA IMPLANTE 1 TI
7069339 BANDEJA IMPLANTE 2 TI
7069524 BANDEJA IMPLANTE GANCHO, TI
7060525 BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHOS
7069233ML TAPA CADDY TORNILLOS, TI
7060233 CADDY TORNILLOS AJUSTE
7060533L SPEC HK MOD LID, GEN (sic)/TAPA MÓDULO
7069533L SPEC HOOK MOD LID TI/TAPA MÓDULO
7069533 SPEC HOOK MOD, TI/ TAPA MÓDULO
7060532L STD HOOK MOD LID GEN/TAPA MÓDULO
7069532L STD HOOK MOD LID, TI/TAPA MÓDULO
7069532 STD HOOK MOD, TI/MÓDULO GANCHO
7059630L MOD LID, TI/TAPA MÓDULO
7059630 MOD, TI/MÓDULO
7059421 BANDEJA IMPLANTE 1, TI
7059423 BANDEJA IMPLANTE 2, TI
7059422 BANDEJA IMPLANTE 3, TI
7050423 BANDEJA INSTRUM. PREPARAC. TORNILLOS
7059524 BANDEJA INSTRUM. GANCHOS, TI
7050525 BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHOS
7050534 MÓD. POSICIONAM.
705 023 5 CDHL, MOD. TORNILLOS AJUSTE
7059235L CDHL, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE, TI
7050533L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHOS/ESPECIALIDAD
7059533L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHOS/ESPECIALIDAD
7059533 CDHL, MÓDULO GANCHOS/ESPECIALIDAD, TI
7050532L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHOS STANDARD
7059532L CDHL, TAPA MÓDULO GANCHOS STANDARD, TI
7059532 CDHL, MODULO STANDARD, TI
8111115 TAPA INFERIOR MÓDULO IMPLANTE
8111114 TAPA SUPERIOR MÓDULO IMPLANTE
7049471 LEGACY 4.5, BANDEJA IMPLANTE GANCHOS TI
7049472 LEGACY 4.5, BANDEJA INSTRUMENTAL GANCHOS
7049438 LEGACY 4.5, TAPA MÓDULO GANCHOS, GENÉRICO
7049473T LEGACY 4.5, TAPA MÓDULO GANCHOS, TI
7049473 LEGACY 4.5, MÓDULO GANCHOS, TI
7049425L LEGACY 4.5, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE
8110114 LEGACY 4.5 X 10 CROSSLINK, TAPA MÓDULO, GEN.
8111142 LEGACY 4.5 X 10 CROSSLINK, TAPA MÓDULO, TI.


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

734




8114401 LEGACY 4.5 X 10 CROSSLINK, MÓDULO, TI.
8110113 LEGACY 4.5 X 10 BANDEJA INSTRUMENTAL (sic)
7049423 MODULE 7049423 LEGACY 4.5 SET SCREW/Tornillos de Ajuste
185 8642 BANDEJA KIT PREPARACIÓN PEDÍCULO
1858642L TAPA BANDEJA KIT PREPARACIÓN PEDÍCULO
7050032 SONDA ROSCADA FAS
8115501 X-10 CROSSLINK 5.5, MÓDULO TI
5484334 FAS LOCK SLEEVE SCREWDRIVER/DESTORNILLADOR C/MANGUITO
5584334 FAS LOCK SLEEVE SCREWDRIVER, 5.5/6.0/DESTORNILLADOR CON MANGUITO
5484285 LLAVE P/ROTACIÓN VARILLA
115-940 CAJA, 5.5MM VARILLA FLEXIBLE, TI
110-129 MODULE, 1/4" LP CROSSLINK TI
110-130 MODULE, 1/4"LP CROSSLINK TI
115-129 MODULE, 5.5MM LP CROSSLINK TI
110-150P NAMEPLATE/CHAPA IDENTIDAD
110-166P NAMEPLATE/CHAPA IDENTIDAD
115-150P NAMEPLATE/CHAPA IDENTIDAD
115-166P NAMEPLATE/CHAPA IDENTIDAD
125-166 BANDEJA, LP CROSSLINK
8390309 CANN LEGACY 5.5MM IMP TRAY LID/TAPA BANDEJA
8390314 CANN LEGACY INSTR TRAY BOTTOM/BANDEJA INSTRUM. INFERIOR
8390306 CANN LGCY5.5MM INSTR TRAY TOP/BANDEJA INSTRUM. SUPERIOR
8390315 CANNULATED LEGACY IMPLANT TRAY/BANDEJA IMPLANTE CANULADA
125-100 CASE, FOUNDATION-BASE/CAJA, BASE
7050420L CDH LEGACY 5.5, TAPA BANDEJA INSTRUM - TLIF DISTR.
7050420 CDH LGCY 5.5 INSTR TRAY- TLIF DISTR/BANDEJA INSTRUM.
7056420L CDH LGCY 6.35 INS TRY LID-TLIF/PLIF DISTR/TAPA BANDEJA
7056420 CDH LGCY 6.35 INST TRY - TLIF/PLIF DISTR/BANDEJA
7040124 CDHL 4.5 G4 DEROTATOR TRAY/BANDEJA DERROTADOR
7059222 CDHL 5.5 DEFORM IMPL TRAY 1 TI/BANDEJA 1
7059224 CDHL 5.5 DEFORM IMPL TRAY 2 TI/BANDEJA 2
7059223 CDHL 5.5 DEFORM IMPL TRAY 3 TI/BANDEJA 3
7059220 CDHL 5.5 DEGEN IMPL TRAY 1, TI/BANDEJA 1
7059221 CDHL 5.5 DEGEN IMPL TRAY 2, TI/BANDEJA 2
7050336 CDHL 5.5 DEGEN INSTRUMENT TRAY/BANDEJA INSTRUM.
7058233ML CDHL 5.5, TAPA MÓD. TORNILLOS DE AJUSTE, SS
7059233ML CDHL 5.5, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE, TI
7050135 CDHL 5.5, BANDEJA MANIPULAC. COLUMNA VERTEBRAL
7069328L CDHL 6.35 4.0-5.5, TAPA IMPL., TI
7069329L CDHL 6.35 5.5-8.5, TAPA IMPL. TI
7069341L CDHL 6.35, TAPA IMPL. DEFORM, TI
7069341 CDHL 6.35, BANDEJA 1 IMPL. DEFORM., TI
7069342 CDHL 6.35, BANDEJA 2 IMPL. DEFORM., TI
7069343 CDHL 6.35, BANDEJA 3 IMPL. DEFORM., TI
7060334 CDHL 6.35, BANDEJA INSTRUM. DEFORM.
7069421L CDHL 6.35 FAS, TAPA IMPL., TI
7060524L CDHL 6.35, TAPA IMPLANTE GANCHOS
7069327L CDHL 6.35, TAPA IMPL. NONBREAK, TI
1858710 CDHL ANTERIOR CROSSLINK, MÓDULO
185 8710L CDHL ANTERIOR CROSSLINK, TAPA MÓDULO
1858708 CDHL ANTERIOR, BANDEJA IMPL. 1
1858707 CDHL ANTERIOR, BANDEJA IMPL. 2
1858707L CDHL ANTERIOR, TAPA BANDEJA IMPL.
1858711 CDHL ANTERIOR, SONDA ROSCADA


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL



ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.



| | |
|-----------|---|
| 1858709 | CDHL ANTERIOR, MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE |
| 1858709L | CDHL ANTERIOR, TAPA MÓD. TORNILLOS AJUSTE |
| 7059341L | CDHL DEF MAS, TAPA BANDEJA IMPL., TI |
| 7050331 | CDHL DEGEN BANDEJA INSTURM 1 |
| 70503 3 3 | CDHL DEGEN BANDEJA INSTRUM. 2 |
| 7059325L | CDHL DEGEN MAS IMPL TRAY LID/TAPA BANDEJA |
| 7059421L | CDHL FAS IMPL TRAY LID, TI/TAPA BANDEJA |
| 70505 24L | CDHL HOOK IMPL TRAY LID/TAPA BANDEJA |
| 7059329L | CDHL MAS 5.5-8.5 TRAY LID, TI/TAPA BANDEJA |
| 7059327L | CDHL NON BREAKOFF TRAY LID, TI/TAPA BANDEJA |
| 7050334 | CDHL SCREW PREP INST TRAY/BANDEJA INSTRUMENTAL |
| 7050233 | CDHL SET SCREW/Tornillos de Ajuste MODULE |
| 7059511L | TAPA BANDEJA IMPL. TORNILLOS ÓSEOS CORTICAL. |
| 7042202 | BANDEJA IMPLANTE, TOTALMENTE ROSCADA, TI |
| 7040110 | LEGACY 4.5, DERROTADOR APICAL, CAJA EXTERNA |
| 7049451 | LEGACY 4.5 FAS IMPLANT TRAY (1 OF 2), TI/BANDEJA IMPL. |
| 7049452 | LEGACY 4.5 FAS IMPLANT TRAY (2 OF 2), TI/BANDEJA IMPL. |
| 7049453 | LEGACY 4.5 FAS INSTRUMENT TRAY/BANDEJA INSTRUM. |
| 7049420L | LEGACY 4.5 IMPLANT TRAY LID/TAPA BANDEJA |
| 7049420 | LEGACY 4.5 MAS IMPLANT TRAY (1 OF 2), TI/BANDEJA IMPLANTE |
| 7049421 | LEGACY 4.5 MAS IMPLANT TRAY (2 OF 2), TI/BANDEJA IMPLANTE |
| 7049422 | LEGACY 4.5 MAS INSTRUMENT TRAY/BANDEJA INSTRUMENTAL |
| 70593 51L | LEGACY 5.5 UAS, TAPA IMPLANTE, TI |
| 7022204 | LEGACY ILIAC, BANDEJA INSTRUMENTAL |
| 7042206 | LEGACY ILIAC, TAPA TORNILLOS DE AJUSTE, TI |
| 7022205 | LEGACY ILIAC, MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE |
| 7023130 | LEGACY ILIAC, MÓDULO TORNILLOS DE AJUSTE |
| 704313 5L | LEGACY ILIAC, TAPA MÓDULO TORNILLOS AJUSTE, TI |
| 105-109 | TAPA, FULL MODULAR, GENÉRICA |
| 125-128 | TAPA, LP CROSSLINK MÓDULO |
| 115-130 | MODULE,5.5MM LP CROSSLINK TI |
| 7050031 | MAS, SONDA ROSCADA |
| 7059328L | CDHL MAS 4.0-5.5, TAPA BANDEJA, TI |
| 5484335 | 4.75 RMAS Tab Breaker (sic) |
| 5484332 | 4.75MM CUPLA ANTAGÓNICA EN ARO |
| 7485249 | 5.5 TAB BREAKER (sic) |
| 5584171 | 5.5/6.0 Distractor |
| 5585335 | 5.5/6.0 RMAS TAB BREAKER |
| 9569646 | BAYON, SONDA ESFÉRICA, |
| 9569644 | BAYON, SONDA ESFÉRICA, |
| 9569645 | BAYON, SONDA ESFÉRICA, |
| 9569643 | BAYON, SONDA ESFÉRICA, |
| 9569641 | BAYON, SONDA ESFÉRICA, |
| 9569642 | BAYON, SONDA ESFÉRICA, |
| 9569656 | BAYON, DISECTOR, IZQUIERDA |
| 9569654 | BAYON, DISECTOR, DERECHA |
| 9569655 | BAYON, DISECTOR, RECTO |
| 9569653 | BAYON, GANCHO P/NERVIO, IZQUIERDA |
| 9569651 | BAYON, GANCHO P/NERVIO, DERECHA |
| 9569652 | BAYON, GANCHO P/NERVIO, RECTO |
| 9569647 | BAYONETA PENFIELD #2, PUSH/PULL |
| 9569649 | BAYONETA PENFIELD #4, PUSH/PULL |
| 9569639 | BAYONETA PENFIELD #7, PUSH/PULL |
| 9569640 | SONDA WOODSON EN FORMA DE BAYONETA |


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.




5584165 COMPRESSOR PLIER 5.5/6.0/PINZAS COMPRESIÓN
5484309 COMPRESSOR PLIERS 4.75/PINZAS COMPRESIÓN
5484171 DISTRACTION PLIERS 4.75/PINZAS DISTRACCIÓN
5485903 IMPULSOR - 5.5/6.0
5485906 GUÍA P/EXTENSIÓN - 5.5/6.0
5484311 TRANSLATOR ARTICULADO PARA 4.75 IZQUIERDA
5484310 TRANSLATOR ARTICULADO PARA 4.75 DERECHA
5584173 TRANSLATOR ARTICULADO PARA 5.5/6.0 IZQUIERDA
5584172 TRANSLATOR ARTICULADO PARA 5.5/6.0 DERECHA
5584255 IN-SITU, FLEXOR - IZQUIERDA 5.5/6.0
5584260 IN-SITU FLEXOR - DERECHA 5.5/6.0
6481010 INSTRUMENT 6481010, POSICIONADOR DE TORNILLOS
9569688 MICROBAYONETED GANCHO P/NERVIO, IZQUIERDA
9569689 MICROBAYONETED GANCHO P/NERVIO, DERECHA
9569638 MICROBAYONETED GANCHO P/NERVIO, RECTO
5485902 REDUCTOR, LONGITU STANDARD, - 5.5/6.0
5584001 CUPLA ANTAGÓNICA CIRCULAR 5.5/6.0
5484331 RMAS LOCK, DESTORNILLADOR CON MANGUITO
7485250 IMPULSOR CORTO DRIVER RMAS L5.5
8110535 IMPULSOR 7/32" , 80LB-IN LIMIT
8572020 FLEXOR VARILLA FRENCH, VARILLAS 4.5mm ROD
815-516 SQR DRIVE TAPERED HEX DRVR5MM/IMPULSOR AHUSADO
808-530 TSRH FRENCH ROD BENDER/FLEXOR VARILLA
9563090 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 10
9563091 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 11
9563084 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 4
9563085 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 5
9563086 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 6
9563087 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 7
9563088 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 8
9563089 MIDLINE, HOJA, IZQUIERDA 9
9563190 MIDLINE, HOJA DERECHA 10
9563191 MIDLINE, HOJA DERECHA 11
9563184 MIDLINE, HOJA DERECHA 4
9563185 MIDLINE, HOJA DERECHA 5
9563186 MIDLINE, HOJA DERECHA 6
9563187 MIDLINE, HOJA DERECHA 7
9563188 MIDLINE, HOJA DERECHA 8
9563189 MIDLINE, HOJA DERECHA 9
9563082 MIDLINE, ESPECULUM
9563181 ADAPTADOR T
808-575 TEMPLATE VARILLA
808-572 TEMPLATE VARILLA
5484885 MACHO CANULADO AUTO-PERFORANTE 4.5-5.5MM
5484845 MACHO CANULADO 4.5MM
8350422 MACHO 4.5MM
8350423 MACHO 5.0MM
5484887 MACHO CANULADO AUTO-PERFORANTE 5.5-6.5MM
5484855 MACHO CANULADO 5.5MM
8350424 MACHO 5.5MM
8350425 MACHO 6.0MM
5484865 MACHO CANULADO 6.5MM
8350426 MACHO 6.5MM
5484875 MACHO CANULADO 7.5MM

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

✓
ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7340




8350428 MACHO 7.5MM
8350430 MACHO 8.5MM
8350432 MACHO 9.5MM
7578195 SEXTANT 2 PARA COMPRESOR M8
7480910 DESTORNILLADOR ILIO-SACRO 10 GRAODS
8572030 MACHO SÓLIDO 3.75mm IGS - BANDA NEGRA
8683750 MACHO SÓLIDO 3.75MM
808-587 LLAVE ROTACIÓN VARILLA HEXAG. 3/16"
8674000 MACHO CANULADO 4.0MM
8572031 MACHO SÓLIDO 4.0MM IGS - BANDA GRIS
8684000 MACHO SÓLIDO 4.0MM
8684500 MACHO 4.5
8572008 MACHO CANULADO 4.5MM, FENESTRADO
8572042 MACHO CANULADO 4.5MM IGS - BANDA MAGENTA
8670085 MACHO AUTO-PERFORANTE 4.5MM-5.5MM
8685000 MACHO 5.0
8572009 MACHO CANULADO 5.0MM - FENESTRADO
8572043 MACHO CANULADO 5.0MM - BANDA VERDE CLARO
8572033 MACHO SÓLIDO 5.0MM IGS - BANDA ERDE CLARO
8670055 MACHO SEXTANT 5.5MM DIA
8572044 MACHO CANULADO 5.5MM IGS - BANDA VERDE
8572034 MACHO SÓLIDO 5.5MM - BANDA VERDE
836-015 MACHO 5.5MM
8572010 MACHO CANULADO 6.0MM, FENESTRADO
8572045 MACHO CANULADO 6.0MM IGS - BANDA GRIS
8572035 MACHO SÓLIDO 6.0MM IGS - BANDA GRIS
8670065 MACHO SEXTANT 6.5MM DIA
8572046 MACHO CANULADO 6.5MM IGS - BANDA AZUL
836-016 MACHO 6.5MM
8670075 MACHO SEXTANT 7.5MM DIA
836-018 MACHO 7.5MM
7480885 MACHO 8.5MM
84683E CORKSCREW (INTRODUCTOR DE VARILLA)
8110501 TEMPLATE P/MEDICIÓN
9560420 METRx DILATADOR 5.3MM
9560691 MICROSCISSORS/MICROTIJERAS
7570023 RETAINING BONESCREW DRIVER/IMPULSOR DE RETENCIÓN
7484285 LLAVE ROTACIÓN VARILLAS, VARILLA 4.5MM
8670090 SEXTANT, IMPULSOR FINAL TAPÓN
8670004 SEXTANT, MANGUITO P/CABLE GUÍA
8670020 SEXTANT M8 MAS, DESTORNILLADOR
9560534 SUCKER #10/SUCCIONADOR
9560535 SUCKER #8/SUCCIONADOR
9560561 RETRACTOR DE SUCCIÓN
5484315 FLEXOR PLANO CORONAL - IZQUIERDA 4.75
5484316 FLEXOR PLANO CORONAL - DERECHA 4.75
5484313 IN-SITU FLEXOR, IZQUIERDA, 4.75
5484314 IN-SITU FLEXOR, DERECHA, 4.75
8680051 M8 MULTI AXIAL, DESTORNILLADOR
5484897 4.75 SONDA RE-AJUSTE
8580020 CD HORIZON M10, CAJA INSTRUMENTAL REMOCIÓN
8580010 CD HORIZON M8, CAJA INSTRUMENTAL REMOCIÓN
8200130 PROBADOR GANCHO CUERPO EXTENDIDO 5-9.5
8572018 IMPULSOR FINAL TAPÓN

MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

7340



| | |
|----------|---|
| 8200142 | PROBADOR GANCHO OFFSET IZQUIERDA |
| 815-508 | PALANCA PARA APROXIMADOR VARILLA |
| 8680050 | M8, DESTORNILLADOR MULTIAXIAL |
| 858-989R | M8, REDUCTOR DE VARILLA |
| 8200120 | PROBADOR GANCHO HOJA ANGOSTA 5-9.5 |
| 8200140 | PROBADOR GANCHO OFFSET DERECHO |
| 858-987 | M8, REDUCTOR VARILLA |
| 858-952 | SET SCREW/Tornillos de Ajuste Alignment Guide forM8 |
| 815-519 | SQUARE DRIVE TORX 30, IMPULSOR |
| 84697H | TRANSLATOR PLUG INTRODUCER/INTRODUCTOR |
| 8580030 | TSRH, CAJA INSTRUMENTAL P/REMOCIÓN |
| 8200110 | PROBADOR GANCHO HOJA ANCHA 7-9.5 |
| 8200112 | PROBADOR HOJA ANCHA CHICO 7-8 |
| 8581277 | TORNILLO ILÍACO 0 GRADO 7.5 X 70 |
| 8581287 | TORNILLO ILÍACO 0 GRADO 8.5 X 70 |


MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.
Andrea Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL


ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTORA TECNICA
M.N. 14045
MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC.

f

✓