



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número: DI-2017-10280-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 29 de Septiembre de 2017

Referencia: 1-47-3110-005181-16-1

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-005181-16-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma AUDITRON S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-63, denominado: PRÓTESIS OSICULARES TOTALES Y PARCIALES, marca GRACE MEDICAL.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y

Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-63, correspondiente al producto médico denominado: PRÓTESIS OSICULARES TOTALES Y PARCIALES, marca GRACE MEDICAL, propiedad de la firma AUDITRON S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 6171 de fecha 12 de Septiembre de 2011, la cual será 12 de Septiembre de 2021.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-63, denominado: PRÓTESIS OSICULARES TOTALES Y PARCIALES, marca GRACE MEDICAL.

ARTÍCULO 3º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2017-19904286-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-63.

ARTICULO 4º.- Practíquese la atestación de la presente disposición al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-63.

ARTICULO 5º.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizada.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-005181-16-1

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2017.09.29 10:26:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Ledo
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=+CUIT
30715117564
Date: 2017.09.29 10:26:13 -0300'

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma AUDITRON S.A la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-63 de acuerdo con los datos que figuran en la tabla al pie, del producto:

Nombre genérico aprobado: PRÓTESIS OSICULARES TOTALES Y PARCIALES.

Marca: GRACE MEDICAL.

Autorizado por Disposición ANMAT: N° 6171 de fecha 12 de Septiembre de 2011

Tramitado por expediente N° 1-47-5187/11-3.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	12 de SEPTIEMBRE de 2016	12 de SEPTIEMBRE de 2021
Modelos	600 Prótesis osicular de titanio longitud ajustable (ALTO™) - Total 650 Prótesis osicular de titanio longitud ajustable (ALTO™) - Parcial 605 Prótesis osicular de titanio longitud ajustable centrada (ALTO™) - Total 655 Prótesis osicular de titanio longitud ajustable centrada (ALTO™) - Parcial	100 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 3MM CABEZA CENTRADA 0.8MM DIA. X 4MM LONGITUD. 101 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 3MM CABEZA CENTRADA 0.8MM DIA. X 6MM LONGITUD. 102 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 3MM CABEZA CENTRADA 0.8MM DIA. X 8MM LONGITUD. 103 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 4MM CABEZA CENTRADA

601 ALTO de titanio Silverstein con Tac apoyapié - Total	0.8MM DIA. X 4MM LONGITUD.
604 ALTO centrada con Estribo Apoyapié Integrado.	104 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 4MM CABEZA CENTRADA 0.8MM DIA. X 6MM LONGITUD.
603 Prótesis de titanio ALTO Total no centrada Nano	105 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 4MM CABEZA CENTRADA 0.8MM DIA. X 8MM LONGITUD.
653 Prótesis de titanio ALTO Parcial no centrada Nano	106 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 4MM CABEZA DESPLAZADA 0.8MM DIA. X 4MM LONGITUD.
602 Titanio ALTO Total Owens Assure	107 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 4MM CABEZA DESPLAZADA 0.8MM DIA. X 6MM LONGITUD.
652 Titanio ALTO Total Owens Assure	108 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 4MM CABEZA DESPLAZADA 0.8MM DIA. X 8MM LONGITUD.
620 Prótesis osicular de titanio longitud ajustable con cabezal HA (ALTO + HA™) - Total	109 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 4MM CABEZA CON MUESCA 0.8MM DIA .X 4MM LONGITUD.
620-M1 Prótesis osicular de titanio longitud ajustable con cabezal HA (ALTO + HA™) - Total, longitud 15mm	110 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 4MM CABEZA CON MUESCA 0.8MM DIA. X 6MM LONGITUD.
670 Prótesis osicular de titanio longitud ajustable con cabezal HA (ALTO + HA™) - Parcial	111 PRÓTESIS DE HA TOTAL, 4MM CABEZA CON MUESCA 0.8MM DIA. X 8MM LONGITUD.
624 Prótesis Total Sataloff HA ALTO	150 PRÓTESIS PARCIAL DE HA, 3MM CABEZA CENTRADA 1.17MM ID. X 5MM LONGITUD.
674 Prótesis Parcial Sataloff HA ALTO	151 PRÓTESIS PARCIAL DE HA, 4MM CABEZA CENTRADA

	<p>625 Prótesis osicular de titanio longitud ajustable con cabezal HA (ALTO + HA™) Bojrab - Total</p> <p>675 Prótesis osicular de titanio longitud ajustable con cabezal HA (ALTO + HA™) Bojrab - Parcial</p> <p>630 Prótesis osicular de titanio longitud ajustable con cabezal HA (ALTO) HA LITE- Total</p> <p>685 Prótesis osicular de titanio longitud ajustable con cabezal HA (ALTO) HA LITE - Parcial.</p> <p>635 Prótesis osicular de titanio + HA longitud ajustable Dornhoffer- Total</p> <p>695 Prótesis Parcial osicular de titanio + HA longitud ajust. Dornhoffer</p> <p>690 Prótesis osicular de titanio + HA longitud fija 2mm Dornhoffer - Parcial</p> <p>636-080 Estribo apoyapié Dornhoffer Ti / Mango 0.8mm</p> <p>600A Prótesis osicular de titanio longitud ajustable no</p>	<p>1.17MM ID. X 5MM LONGITUD.</p> <p>152 PRÓTESIS PARCIAL DE HA 4MM CABEZA DESPLAZADA 1.17MM ID. X 5MM LONGITUD.</p> <p>153 PRÓTESIS PARCIAL DE HA 4MM CABEZA CON MUESCA 1.17MM ID X 5 MM LONGITUD.</p> <p>190-275 VARILLA PARCIAL DE HA 1.17MM ID X 2.75MM-CORTA.</p> <p>190-390 VARILLA PARCIAL DE HA 1.17MM ID X 3.90MM-MEDIANA.</p> <p>190-490 VARILLA PARCIAL DE HA 1.17MM ID X 4.90MM-LARGA.</p> <p>191 VARILLA TOTAL DE HA 0.8MM DIA. X 8MM LONGITUD.</p> <p>192 PLATAFORMA DE CALCE DE HA 1MM ID.</p> <p>200 TAPA INCLINADA TOTAL 3MM CABEZA CENTRADA 1MM DIA. X 8MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>201 TAPA INCLINADA TOTAL 4MM CABEZA CENTRADA 1MM DIA. X 8MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>202 TAPA INCLINADA TOTAL 3.25MM CABEZA DESPLAZADA 1MM DIA. X 8MM LONGITUD, DE</p>
--	--	--

<p>centrada (ALTO™) - Prótesis Duo.-</p> <p>605A Prótesis osicular de titanio longitud ajustable centrada (ALTO™) - Prótesis Duo</p> <p>656 Titanio ALTO / Yunque cuña de silicona 2.25 mm - Longitud 3.50mm</p> <p>657 Titanio ALTO / Yunque cuña de silicona 1.75 mm - Longitud 2.25mm</p> <p>756-300 Corona Kraus K-Helix</p> <p>757-300 Pistón Kraus K-Helix</p> <p>636-060 Estribo apoyapié Dornhoffer Ti / Mango 0.6mm</p> <p>270-600 Parcial Inclinable Otosil Strasnick</p> <p>750-050 Prótesis tipo Frisbee Myringopexy - De titanio con cabezal maleable. Tamaño del cabezal 3.00mm x 0.5mm</p> <p>750-100 Prótesis tipo Frisbee Myringopexy - De titanio con cabezal maleable. Tamaño del cabezal 3.00mm</p>	<p>HA/OTOSIL.</p> <p>203 TAPA INCLINADA TOTAL 4MM CABEZA DESPLAZADA 1MM DIA. X 8MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>204 TAPA INCLINADA TOTAL 3.25MM CABEZA CON MUESCA 1MM DIA. X 8MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>205 TAPA INCLINADA TOTAL 4MM CABEZA CON MUESCA 1MM DIA. X 8MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>206 TAPA INCLINADA TOTAL CABEZA TIPO VINCENT 1MM DIA. X 8MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>207 TAPA INCLINADA TOTAL 3.50MM CABEZA DESPLAZADA 1MM DIA. X 8MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>208 TAPA INCLINADA TOTAL 3.50MM CABEZA CON MUESCA 1MM DIA. X 8MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>209 YUNQUE-ESTRIBO DE UNA SOLA MUESCA WEHRS 1MM DIA X 9MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL</p> <p>210 YUNQUE-ESTRIBO DE DOBLE</p>
---	---

	<p>x 1.00mm</p> <p>750-150 Prótesis tipo Frisbee Myringopexy - De titanio con cabezal maleable. Tamaño del cabezal 3.00mm x 1.50mm.</p> <p>720-300 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 3.00mm.</p> <p>720-325 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 3.25mm.</p> <p>720-350 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 3.50mm.</p> <p>720-375 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 3.75mm.</p> <p>720-400 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 4.00mm</p> <p>720-425 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 4.25mm.</p> <p>720-450 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 4.50mm.</p> <p>720-475 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 4.75mm.</p>	<p>MUESCA WEHRS 1MM DIA X 9MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>220-800 TAPA INCLINADA TOTAL STRASNICK 3MM CABEZA 0.9MM DIA X 8MM LONGITUD, DE TI/OTOSIL.</p> <p>250 TAPA INCLINADA PARCIAL 3MM CABEZA CENTRADA 1.12MM ID DIA X 6MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>251 TAPA INCLINADA PARCIAL 4MM CABEZA CENTRADA 1.12MM ID X 6MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>252 TAPA INCLINADA PARCIAL 3.25MM CABEZA DESPLAZADA 1.12MM ID X 6MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>253 TAPA INCLINADA PARCIAL 4MM CABEZA DESPLAZADA 1.12MM ID X 6MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>254 TAPA INCLINADA PARCIAL 3.25MM CABEZA CON MUESCA 1.12MM ID X 6MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>255 TAPA INCLINADA PARCIAL 4MM CABEZA CON MUESCA 1.12MM ID X 6MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p>
--	--	--

	<p>720-500 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 5.00mm.</p> <p>720-525 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 5.25mm.</p> <p>720-550 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 5.50mm.</p> <p>720-575 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 5.75mm.</p> <p>720-600 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 6.00mm</p> <p>720-625 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 6.25mm</p> <p>720-650 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 6.50mm</p> <p>720-675 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 6.75mm</p> <p>720-700 Prótesis Total Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 7.00mm</p> <p>770-175 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 1.75mm.</p>	<p>256 TAPA INCLINADA PARCIAL CABEZA TIPO VINCENT 1.12MM ID X 6MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>257 TAPA INCLINADA PARCIAL 3.50MM CABEZA DESPLAZADA OTOSIL 1.12MM ID X 6MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>258 TAPA INCLINADA PARCIAL 3.50MM CABEZA CON MUESCA 1.12MM ID X 6MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>259 YUNQUE DE UNA SOLA MUESCA WEHRS 1.12MM ID X 8MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>260 YUNQUE DE DOBLE MUESCA WEHRS 1.12MM ID X 8MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>270 PARCIAL 3MM CABEZA CENTRADA 1.12MM ID X 6MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>270-600 TAPA INCLINADA PARCIAL STRANICK 3MM CABEZA 1.12MM ID X 6.1MM LONGITUD, DE TI/OTOSIL.</p> <p>271 CABEZA CENTRADA PARCIAL 4MM 1.12MM ID X 6MM LONGITUD, DE HA/OTOSIL.</p> <p>272 CABEZA DESPLAZADA PARCIAL 4MM 1.12MM ID X 6MM</p>
--	--	--

770-200 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 2.00mm	LONGITUD, DE HA/OTOSIL. 273 CABEZA CON MUESCA PARCIAL 4MM 1.12MM ID X 6MM
770-225 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 2.25mm.	LONGITUD, DE HA/OTOSIL. 280 PRÒTESIS TOTAL VINCENT 0.4MM DIA X 8.7MM LONGITUD, DE HA/TI/FLUOROPLASTICO.
770-250 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 2.50mm.	293 PRÒTESIS UNIVERSAL BOJRAB .
770-275 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 2.75mm	600 MEDIDORES DE DESPLAZAMIENTO TOTAL ALTO, INCLUÍDO TITANIO/SILICONA.
770-300 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 3.00mm.	600-M1 LONGITUD DE DESPLAZAMIENTO 15 MM TITANIO/SILICONA TOTAL ALTO.
770-325 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 3.25mm	600-M2 CALCE PARA DESPLAZAMIENTO DIA. 0.56 MM TITANIO/SILICONA TOTAL ALTO.
770-350 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 3.50mm	600A DUO DE DESPLAZAMIENTO C/ADAPTADOR - MEDIDORES DE ESTRIBO INCLUÍDO TITANIO/ SILICONA TOTAL ALTO.
770-375 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 3.75mm.	601 PRÒTESIS TOTAL SILVERSTEIN ALTO C/MEDIDO- RES DE TACHUELA INCLUÍDO TITANIO/SILICONA.
770-400 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 4.00mm	602 PRÒTESIS TOTAL OWENS ASSURE ALTO C/PIE INTEGRADO -MEDIDORES INCLUÍDO TITANIO/SILICONA .
770-425 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 4.25mm	

	<p>770-450 Prótesis Parcial Osicular HA Lite exacta DS 0.2mm x L 4.50mm</p> <p>705-300 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 3.00mm.</p> <p>705-325 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 3.25mm.</p> <p>705-350 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 3.50mm.</p> <p>705-375 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 3.75mm</p> <p>705-400 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 4.00mm</p> <p>705-425 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 4.25mm</p> <p>705-450 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L</p>	<p>602-500 PRÓTESIS PRECISE OWENS ASSURE 5.00 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>602-550 PRÓTESIS PRECISE OWENS ASSURE 5.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>602-600 PRÓTESIS PRECISE OWENS ASSURE 6.00 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>602R MEDIDORES TOTALES OWENS ASSURE ALTO INCLUIDO TITANIO/SILICONA.</p> <p>603 MEDIDORES TOTALES DE DESPLAZAMIENTO NANO ALTO INCLUIDO TITANIO/SILICONA.</p> <p>604 MEDIDORES TOTALES DE CENTRADO ALTO C/ PIE INTEGRADOS INCLUIDO TITANIO/SILICONA.</p> <p>605 MEDIDORES TOTALES DE CENTRADO ALTO INCLUIDO TITANIO/SILICONA.</p> <p>605-M1 PRÓTESIS CENTRADA TOTAL ALTO 15 MM DE LONGITUD TITANIO/SILICONA.</p> <p>605A MEDIDORES TOTALES DE CENTRADO DUO ALTO C/ADAPTADOR DE ESTRIBO INCLUIDO TITANIO/SILICONA.</p> <p>607 MEDIDORES TOTALES DE</p>
--	---	---

4.50mm. 705-475 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 4.75mm. 705-500 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 5.00mm. 705-525 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 5.25mm 705-550 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 5.50mm. 705-575 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 5.75mm. 705-600 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 6.00mm. 705-625 Prótesis Total Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 6.25mm. 705-650 Prótesis Total	DESPLAZAMIENTO NANO ALTO C/PIE INTEGRADO - INCLUIDO TITANIO/SILICONA. 608 MEDIDORES TOTALES DE CABEZAL REDONDOS HABERMAN ALTO INCLUIDO HA/TITANIO /SILICONA. 611 MEDIDORES TOTALES DE CENTRADO NANO ALTO INCLUIDO TITANIO/SILICONA. 612-001L MORETZ ALTO HA, MEDIDORES IZQUIERDOS INCLUIDO HA/TITANIO / SILICONA. 612-002R MORETZ ALTO HA, MEDIDORES DERECHOS INCLUIDO HA/TITANIO/ SILICONA. 614 PROTESIS TOTAL VINCENT ALTO C/MEDIDORES DE BANDA INCLUIDO HA/TITANIO/ SILICONA. 617 PROTESIS TOTAL CENTRADA ALTO C/MEDIDORES DE BANDA INCLUIDO TITANIO/SILICONA. 618 PROTESIS DE HA LITE TOTAL ALTO C/MEDIDORES DE BANDA INCLUIDO HA/TITANIO/ SILICONA. 619 PROTESIS BOJRAB TOTAL
--	---

	<p>Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 6.50mm 705-675 Prótesis Total</p> <p>Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 6.75mm. 705-700 Prótesis Total</p> <p>Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 7.00mm. 765-175 Prótesis Parcial</p> <p>Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 1.75mm. 765-200 Prótesis Parcial</p> <p>Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 2.00mm. 765-225 Prótesis Parcial</p> <p>Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 2.25mm 765-250 Prótesis Parcial</p> <p>Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 2.50mm. 765-275 Prótesis Parcial</p> <p>Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L</p>	<p>ALTO C/MEDIDORES DE BANDA INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA.</p> <p>620 MEDIDORES TOTALES DE HA ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA.</p> <p>624 MEDIDORES TOTALES SATALOFF ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA.</p> <p>625 MEDIDORES TOTALES BOJRAB ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA.</p> <p>625-M1 PROTESIS TOTAL BOJRAB ALTO 15 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO/SILICONA.</p> <p>625A MEDIDORES TOTALES BOJRAB DUO ALTO C/ADAPTADOR DE ESTRIBO, INCLUÍDO A/TITANIO/SILICONA.</p> <p>625B MEDIDORES TOTALES BOJRAB ALTO C/ PIE INTEGRADOS, INCLUÍDO HA/TITANIO/SILICONA.</p> <p>626 MEDIDORES TOTALES DORNHOFFER ALTO C/PIE Y VENTANAS, INCLUÍDO HA/TITANIO/SILICONA.</p> <p>630 MEDIDORES TOTALES DE HA LITE ALTO INCLUIDO</p>
--	--	--

	<p>2.75mm 765-300 Prótesis Parcial Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 3.00mm.</p> <p>765-325 Prótesis Parcial Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 3.25mm.</p> <p>765-350 Prótesis Parcial Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 3.50mm</p> <p>765-375 Prótesis Parcial Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 3.75mm.</p> <p>765-400 Prótesis Parcial Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 4.00mm</p> <p>765-425 Prótesis Parcial Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 4.25mm</p> <p>765-450 Prótesis Parcial Osicular de Titanio centrada exacta DS 0.2mm x L 4.50mm</p> <p>700-300 Prótesis Total</p>	<p>HA/TITANIO/SILICONA. 630-M1 PRÓTESIS TOTAL DE HA LITE ALTO 15 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO/SILICONA. 630B MEDIDORES TOTALES DE HA LITE ALTO C/PIE INTEGRADO INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA. 635 MEDIDORES TOTALES DORNHOFFER ALTO, INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA. 636-060 CALCE DE PLATAFORMA K-HELIX 0.6 DIA., TITANIO, 636-080 CALCE DE PLATAFORMA DORNHOFFER 0.8 DIA., TITANIO, 636-090 CALCE DE PLATAFORMA DORNHOFFER 0.9 DIA., TITANIO, 637 PRÓTESIS TOTAL DORNHOFFER ALTO C/MEDIDO- RES DE VENTANAS INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA. 638-080 CALCE DE PLATAFORMA BOJRAB MODIFICADO PARA USAR CON MANGO DE 0.8 MM, TITANIO. 647 MEDIDORES MORETZ HA DELTA CON MINI CABEZA TOTAL ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/ SILICONA. 650 MEDIDORES DE DESPLAZA-</p>
--	---	--

	<p>Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 3.00mm 700-325 Prótesis Total</p> <p>Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 3.25mm. 700-350 Prótesis Total</p> <p>Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 3.50mm 700-375 Prótesis Total</p> <p>Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 3.75mm 700-400 Prótesis Total</p> <p>Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 4.00mm 700-425 Prótesis Total</p> <p>Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 4.25mm. 700-450 Prótesis Total</p> <p>Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 4.50mm 700-475 Prótesis Total</p> <p>Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm</p>	<p>MIENTO PARCIALES ALTO, INCLUIDO TITANIO/SILICONA, 650-M1 CALIBRADOR DE DESPLAZAMIENTO PARCIAL ALTO .7 MM TITANIO/SILICONA.</p> <p>651 MEDIDORES CENTRADOS PARCIALES NANO ALTO, INCLUIDO TITANIO/SILICONA,</p> <p>652 MEDIDORES PARCIALES OWENS ASSURE ALTO, INCLUIDO TITANIO/SILICONA,</p> <p>652-275 PRÒTESIS PARCIAL PRECISE OWENS ASSURE 2.75 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>652-300 PRÒTESIS PARCIAL PRECISE OWENS ASSURE 3.00 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>652-350 PRÒTESIS PARCIAL PRECISE OWENS ASSURE 3.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>652-400 PRÒTESIS PARCIAL PRECISE OWENS ASSURE 4.00 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>652-450 PRÒTESIS PARCIAL PRECISE OWENS ASSURE 4.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>653 MEDIDORES PARCIALES DE DESPLAZAMIENTO NANO ALTO INCLUIDO TITANIO/SILICONA,</p> <p>654 MEDIDORES NANO ALTO</p>
--	---	---

	<p>x L 4.75mm 700-500 Prótesis Total Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 5.00mm 700-525 Prótesis Total Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 5.25mm. 700-550 Prótesis Total Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 5.50mm. 700-575 Prótesis Total Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 5.75mm 700-600 Prótesis Total Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 6.00mm. 700-625 Prótesis Total Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 6.25mm. 700-650 Prótesis Total Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 6.50mm 700-675 Prótesis Total</p>	<p>BYTE INCLUIDO TITANIO/ SILICONA, 655 MEDIDORES PARCIALES DE CENTRADO ALTO INCLUIDO TITANIO/SILICONA, 655-M1 PRÓTESIS PARCIAL CENTRADA ALTO 7MM DE LONGITUD TITANIO/SILICONA. 655B MEDIDORES PARCIALES DE CENTRADO ALTO BYTE INCLUIDO TITANIO/SILICONA, 656 MEDIDORES LARGOS DE LA CUÑA PARA PUENTE DE YUNQUE INCLUIDO TITANIO/SILICONA. 657 MEDIDORES CORTOS DE LA CUÑA PARA PUENTE DE YUNQUE INCLUIDO TITANIO/SILICONA. 658 MEDIDORES PARCIALES DE CABEZA RECTANGULAR HABERMAN ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA. 659 MEDIDORES PARCIALES DE CABEZA REDONDA HABERMAN ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/ SILICONA. 670 MEDIDORES PARCIALES HA ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/ SILICONA. 671 PRÓTESIS BOJRAB ALTO PRE CORTADA 2.00 - 2.50 MM DE</p>
--	--	--

	<p>Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 6.75mm 700-700 Prótesis Total</p> <p>Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 7.00mm 750-175 Prótesis Parcial</p> <p>Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 1.75mm. 750-200 Prótesis Parcial</p> <p>Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 2.00mm. 750-225 Prótesis Parcial</p> <p>Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 2.25mm. 750-250 Prótesis Parcial</p> <p>Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 2.50mm 750-275 Prótesis Parcial</p> <p>Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 2.75mm 750-300 Prótesis Parcial</p> <p>Osicular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm</p>	<p>LONGITUD, HA/TI/SIL. 674 MEDIDORES PARCIALES SATALOFF ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA. 675 MEDIDORES PARCIALES BOJRAB ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA. 685 MEDIDORES PARCIALES HA LITE ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA. 687 PRÓTESIS PARCIAL DORNHOFFER ALTO C/VENTANAS - MEDIDORES INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA. 690 PRÓTESIS PARCIAL DORNHOFFER 2 MM DE LONGITUD FIJA HA/TI. 691 PRÓTESIS PARCIAL DORNHOFFER C/VENTANAS 2 MM DE LONGITUD FIJA HA/TI. 695 MEDIDORES PARCIALES DORNHOFFER ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/SILICONA. 695-M1 PRÓTESIS PARCIAL DORNHOFFER ALTO 10 MM DE LONGITUD HA/TITANIO/SILICONA. 697 MINI CABEZA MORETZ HA DELTA, MEDIDORES PARCIALES ALTO INCLUIDO HA/TITANIO/</p>
--	--	---

	x L 3.00mm	SILICONA.
	750-325 Prótesis Parcial Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 3.25mm.	700-300 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 3 MM DE LONGITUD, TITANIO.
	750-350 Prótesis Parcial Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 3.50mm.	700-325 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 3.25 MM DE LONGITUD, TITANIO.
	750-375 Prótesis Parcial Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 3.75mm.	700-350 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 3.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.
	750-400 Prótesis Parcial Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 4.00mm.	700-375 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 3.75 MM DE LONGITUD, TITANIO.
	750-425 Prótesis Parcial Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 4.25mm.	700-400 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 4.00 MM DE LONGITUD, TITANIO.
	750-450 Prótesis Parcial Oscular de Titanio no centrada exacta DS 0.2mm x L 4.50mm	700-425 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 4.25 MM DE LONGITUD, TITANIO.
	100 HA Prótesis Total - Cabezal centrado 3mm, diám del vástago 0.8 mm, largo 4 mm.-	700-450 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 4.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.
	101 HA Prótesis Total -	700-475 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 4.75 MM DE LONGITUD, TITANIO.
		700-500 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 5.00 MM DE LONGITUD, TITANIO.
		700-525 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 5.25 MM

	Cabezal centrado 3mm, diám del vástago 0.8 mm, largo 6 mm	DE LONGITUD, TITANIO. 700-550 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 5.50 MM
	102 HA Prótesis Total - Cabezal centrado 3mm, diám del vástago 0.8 mm, largo 8 mm	DE LONGITUD, TITANIO. 700-575 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 5.75 MM
	103 HA Prótesis Total - Cabezal centrado 4mm, diám del vástago 0.8 mm, largo 4 mm.	DE LONGITUD, TITANIO. 700-600 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 6.00 MM
	104 HA Prótesis Total - Cabezal centrado 4mm, diám del vástago 0.8 mm, largo 6 mm	DE LONGITUD, TITANIO. 700-625 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 6.25 MM
	105 HA Prótesis Total - Cabezal centrado 4mm, diám del vástago 0.8 mm, largo 8 mm.	DE LONGITUD, TITANIO. 700-650 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 6.50 MM
	106 HA Prótesis Total - Cabezal no centrado 4mm, diám del vástago 0.8 mm, largo 4 mm	DE LONGITUD, TITANIO. 700-675 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 6.75 MM
	107 HA Prótesis Total - Cabezal no centrado 4mm, diám del vástago 0.8 mm, largo 6 mm	DE LONGITUD, TITANIO. 700-700 PRÒTESIS TOTAL DESPLAZADA PRECISE 7.00 MM
	108 HA Prótesis Total - Cabezal no centrado 4mm, diám del vástago 0.8 mm,	DE LONGITUD, TITANIO. 705-300 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 3.00 MM DE
		LONGITUD, TITANIO. 705-325 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 3.25 MM DE
		LONGITUD, TITANIO. 705-350 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 3.50 MM DE

	largo 8 mm	LONGITUD, TITANIO.
109	HA Prótesis Total - Cabezal con muesca 4mm, diám del vástago 0.8 mm, largo 4mm	705-375 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 3.75 MM DE LONGITUD, TITANIO.
110	HA Prótesis Total - Cabezal con muesca 4mm, diám del vástago 0.8 mm, largo 6mm	705-400 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 4.00 MM DE LONGITUD, TITANIO.
111	HA Prótesis Total - Cabezal con muesca 4mm, diám del vástago 0.8 mm, largo 8mm	705-425 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 4.25 MM DE LONGITUD, TITANIO.
150	HA Prótesis Parcial - Cabezal centrado 3mm, diámetro de la cánula 1.17 mm, largo 5 mm.	705-450 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 4.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.
151	HA Prótesis Parcial - Cabezal centrado 4mm, diámetro de la cánula 1.17 mm, largo 5 mm.	705-475 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 4.75 MM DE LONGITUD, TITANIO.
152	HA Prótesis Parcial - Cabezal no centrado 4mm, diámetro de la cánula 1.17 mm, largo 5 mm.	705-500 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 5.00 MM DE LONGITUD, TITANIO.
153	HA Prótesis Parcial - Cabezal con muesca 4mm, diámetro de la cánula 1.17 mm, largo 5 mm	705-525 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 5.25 MM DE LONGITUD, TITANIO.
190-275	HA Prótesis	705-550 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 5.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.
		705-575 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 5.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.
		705-600 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 5.75 MM DE

	<p>Parcial en forma de puntal - Largo 2.75mm, diámetro de la cánula 1.17mm 190-390 HA Prótesis</p> <p>Parcial en forma de puntal - Largo 3.90mm, diámetro de la cánula 1.17mm. 190-490 HA Prótesis</p> <p>Parcial en forma de puntal - Largo 4.90mm, diámetro de la cánula 1.17mm. 191 HA Prótesis Total en forma de puntal - Largo 8.0mm, diámetro del mango 0.8mm.</p> <p>192 HA Estribo de Estribo - Ancho total 2.0mm, Altura 1.32mm.</p> <p>606 Prótesis Universal Grace 200 Prot. Tot. Flexible Otosil - Cabezal HA centrado 3mm, diá. del vástago 1.0mm, Largo 8mm</p> <p>201 Prot. Tot. Flexible Otosil - Cabezal HA centrado 4mm, diá. del vástago 1.0mm, Largo 8mm</p> <p>202 Prot. Tot. Flexible Otosil - Cabezal HA no centrado 3.25mm, diá. del</p>	<p>LONGITUD, TITANIO. 705-625 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 6.00 MM DE LONGITUD, TITANIO. 705-650 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 6.25 MM DE LONGITUD, TITANIO. 705-675 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 5.25 MM DE LONGITUD, TITANIO. 705-700 PRÒTESIS TOTAL CENTRADA PRECISE 7.00 MM DE LONGITUD, TITANIO. 706-300 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, ORIFICIO 3.00 MM DE LONGITUD, TITANIO. 706-350 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, ORIFICIO 3.50 MM DE LONGITUD, TITANIO. 706-400 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, ORIFICIO 4.00 MM DE LONGITUD, TITANIO. 706-450 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, ORIFICIO 4.50 MM DE LONGITUD, TITANIO. 706-500 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, ORIFICIO 5.00 MM DE LONGITUD, TITANIO. 706-550 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, ORIFICIO</p>
--	--	---

	<p>vástago 1.0mm, Largo 8mm.</p> <p>207 Prot. Tot. Flexible Otosil - Cabezal HA no centrado 3.50mm, diá. del vástago 1.0mm, Largo 8mm</p> <p>203 Prot. Tot. Flexible Otosil - Cabezal HA no centrado 4mm, diá. del vástago 1.0mm, Largo 8mm</p> <p>204 Prot. Tot. Flexible Otosil - Cabezal HA con muesca 3.25mm, diá. del vástago 1.0mm, Largo 8mm.</p> <p>208 Prot. Tot. Flexible Otosil - Cabezal HA con muesca 3.50mm, diá. del vástago 1.0mm, Largo 8mm</p> <p>205 Prot. Tot. Flexible Otosil - Cabezal HA con muesca 4.00mm, diá. del vástago 1.0mm, Largo 8mm.</p> <p>206 Prot. Tot. Flexible Otosil - Cabezal HA Vincent, diá. del vástago 1.0mm, Largo 8mm</p> <p>193 Prótesis Osicular Universal con muesca - Diá.</p>	<p>5.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>707-300 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, 3.00 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>707-350 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, 3.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>707-400 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, 4.00 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>707-450 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, 4.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>707-500 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, 5.00 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>707-550 PRÒTESIS WILDCAT DE LONGITUD TOTAL FIJA, 5.50 MM DE LONGITUD, TITANIO.</p> <p>720-300 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 3.00 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.</p> <p>720-325 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 3.25 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.</p> <p>720-350 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 3.50 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.</p> <p>720-375 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 3.75 MM DE</p>
--	--	--

	del cabezal 3.5mm, diá. del mango 1.00mm, Largo 8mm.	LONGITUD, HA/TITANIO.
250	Prot. Parcial Flexible Otosil - Cabezal HA centrado 3mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm	720-400 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 4.00 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.
251	Prot. Parcial Flexible Otosil - Cabezal HA centrado 4mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm	720-425 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 4.25 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.
252	Prot. Parcial Flexible Otosil - Cabezal HA no centrado 3.25mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm	720-450 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 4.50 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.
257	Prot. Parcial Flexible Otosil - Cabezal HA no centrado 3.5mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm.	720-475 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 4.75 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.
253	Prot. Parcial Flexible Otosil - Cabezal HA con muesca 3.25mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm.	720-500 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 5.00 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.
254	Prot. Parcial Flexible Otosil - Cabezal HA con muesca 3.25mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm	720-525 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 5.25 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.
258	Prot. Parcial Flexible	720-550 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 5.50 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.
		720-575 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 5.75 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.
		720-600 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 6.00 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.
		720-625 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 6.25 MM DE

	<p>Otosil - Cabezal HA con muesca 3.5mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm 255 Prot. Parcial Flexible</p> <p>Otosil - Cabezal HA con muesca 4mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm 256 Prot. Parcial Flexible</p> <p>Otosil - Cabezal HA Vincent, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm 270 Prot. Parcial Otosil - Cabezal HA centrado 3mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm</p> <p>271 Prot. Parcial Otosil - Cabezal HA centrado 4mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm.</p> <p>272 Prot. Parcial Otosil - Cabezal HA no centrado 4mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm</p> <p>273 Prot. Parcial Otosil - Cabezal HA con muesca 4mm, diá. de la cánula 1.12mm, Largo 6mm</p>	<p>LONGITUD, HA/TITANIO.</p> <p>720-650 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 6.50 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.</p> <p>720-675 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 6.75 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.</p> <p>720-700 PRÒTESIS TOTAL HA LITE PRECISE 7.00 MM DE LONGITUD, HA/TITANIO.</p> <p>749-050 PRÒTESIS PARCIAL HA FRISBEE 0.5 MM DE LONGITUD, HA.</p> <p>749-100 PRÒTESIS PARCIAL HA FRISBEE 1.00 MM DE LONGITUD, HA.</p> <p>749-150 PRÒTESIS PARCIAL HA FRISBEE 1.50 MM DE LONGITUD, HA.</p> <p>750-050 PRÒTESIS PARCIAL FRISBEE 0.5 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>750-100 PRÒTESIS PARCIAL FRISBEE 1.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>750-150 PRÒTESIS PARCIAL FRISBEE 1.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>750-175 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 1.75 MM DE</p>
--	--	--

		LONGITUD, TI.
		750-200 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 2.00 MM DE LONGITUD, TI.
		750-225 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 2.25 MM DE LONGITUD, TI.
		750-250 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 2.50 MM DE LONGITUD, TI.
		750-275 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 2.75 MM DE LONGITUD, TI.
		750-300 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 3.00 MM DE LONGITUD, TI.
		750-325 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 3.25 MM DE LONGITUD, TI.
		750-350 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 3.50 MM DE LONGITUD, TI.
		750-375 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 3.75 MM DE LONGITUD, TI.
		750-400 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 4.00 MM DE LONGITUD, TI.
		750-425 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 4.25 MM DE

		<p>LONGITUD, TI.</p> <p>750-450 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 4.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>751-075 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 0.75 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>751-100 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 1.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>751-125 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 1.25 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>751-150 PRÒTESIS PARCIAL DESPLAZADA 1.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>751-200 PRÒTESIS PARCIAL FRISBEE 2.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>752-075 PRÒTESIS CENTRADA PARCIAL PRECISE BYTE 0.75 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>752-100 PRÒTESIS CENTRADA PARCIAL PRECISE BYTE 1.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>752-125 PRÒTESIS CENTRADA PARCIAL PRECISE BYTE 1.25 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>752-150 PRÒTESIS CENTRADA PARCIAL PRECISE BYTE 1.50 MM</p>
--	--	--

		<p>DE LONGITUD, TI.</p> <p>752-175 PRÒTESIS CENTRADA PARCIAL PRECISE BYTE 1.75 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>752-200 PRÒTESIS CENTRADA PARCIAL PRECISE BYTE 2.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>752-225 PRÒTESIS CENTRADA PARCIAL PRECISE BYTE 2.25 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>752-250 PRÒTESIS CENTRADA PARCIAL PRECISE BYTE 2.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>756-300 CORONA KRAUS K-HELIX, TI.</p> <p>757-300 PISTÒN KRAUS K-HELIX 0.6 MM DIA., TI.</p> <p>765-075 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 0.75 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-100 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 1.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-125 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 1.25 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-150 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 1.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-175 PRÒTESIS PARCIAL</p>
--	--	---

		<p>CENTRADA PRECISE 1.75 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-200 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 2.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-225 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 2.25 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-250 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 2.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-275 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 2.75 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-300 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 3.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-325 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 3.25 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-350 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 3.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-375 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 3.75 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-400 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 4.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-425 PRÒTESIS PARCIAL</p>
--	--	--

		<p>CENTRADA PRECISE 4.25 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-450 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 4.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-475 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 4.75 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-500 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 5.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-525 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 5.25 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>765-575 PRÒTESIS PARCIAL CENTRADA PRECISE 5.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-175 PRÒTESIS PARCIAL HA LITE PRECISE 1.75 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-200 PRÒTESIS PARCIAL HA LITE PRECISE 2.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-225 PRÒTESIS PARCIAL HA LITE PRECISE 2.25 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-250 PRÒTESIS PARCIAL HA LITE PRECISE 2.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-275 PRÒTESIS PARCIAL HA</p>
--	--	---

		<p>LITE PRECISE 2.75 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-300 PRÒTESIS PARCIAL HA LITE PRECISE 3.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-325 PRÒTESIS PARCIAL HA LITE PRECISE 3.25 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-350 PRÒTESIS PARCIAL HA LITE PRECISE 3.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-375 PRÒTESIS PARCIAL HA LITE PRECISE 3.75 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-400 PRÒTESIS PARCIAL HA LITE PRECISE 4.00 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-425 PRÒTESIS PARCIAL HA LITE PRECISE 4.25 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>770-450 PRÒTESIS PARCIAL HA LITE PRECISE 4.50 MM DE LONGITUD, TI.</p> <p>Instrumental:</p> <p>901 VARILLA DE MEDICIÓN DEL MARTILLO.</p> <p>905 VARILLA DE MEDICIÓN DESLIZANTE.</p> <p>906-001 APLICADOR DE SUCCIÓN REUSABLE</p>
--	--	---

		<p>FEATHERVAC.</p> <p>906-002 ASIENTO DE ESTRIBO DESCARTABLE FEATHERVAC.</p> <p>907 APLICADOR DE FENOL.</p> <p>910 CORTANTE ALTO.</p> <p>912 CORTANTES ALTO C/ARANDELAS.</p> <p>915 VARILLA DE MEDICIÓN MALEABLE DE TITANIO.</p> <p>926-002 PUNTA Y COBERTOR ACCU.</p> <p>966 MEDIDORES OTOLÓGICOS MOLDEADOS, DE POLIPROPILENO DE PRUEBA UNICAMENTE - NO IMPLANTAR.</p> <p>990-001 MICRÒTOMO DE CARTÌLAGO.</p> <p>990-002 HOJA DE BISTURÌ RECUBIERTA DE PTFE, INOXIDABLE, PARA ESTACIÒN DE TRABAJO DEL CARTÌLAGO.</p> <p>990-003 MANGO PARA MICRÒTOMO DE CARTÌLAGO.</p> <p>990-004 MÒDULO PARA MICRÒTOMO DE CARTÌLAGO.</p> <p>990-005 BANDEJA DE ESTERILIZACIÒN PARA MICRÒTOMO DE CARTÌLAGO.</p> <p>995-001 MÒDULO BASE, BANDEJA Y TAPA DE PLATA, 10.5</p>
--	--	--

IF-2017-19904286-APN-DNPM#ANMAT

		<p>X 20 X 4 PULG.</p> <p>995-002 MITAD DE MÓDULO, BANDEJA, NARANJA, 10 X 10 X 1.5 PULG.</p> <p>995-003 MITAD DE MÓDULO, BANDEJA Y TAPA, PÙRPURA, SOSTIENE 10 PINZAS ALLIGATOR, 10 X 10 X 2 PULG.</p> <p>995-004 CUARTO DE MÓDULO, BANDEJA Y TAPA AZUL, SOSTIENE 20 ASAS REDONDAS, 10 X 5 X 2 PULG.</p> <p>995-005 CUARTO DE MÓDULO, BANDEJA Y TAPA VERDE, SOSTIENE 9 APLICADORES DE SUCCIÒN, 10 X 5 X 2 PULG.</p> <p>995-006 MITAD DE MÓDULO BASE, BANDEJA Y TAPA DE PLATA, 10.5 X 10.5 X 4 PULG.</p> <p>999-001 DISECTOR HOUSE-CRABTREE, CHICO, ANGULADO 90°, 0.5 MM X 1.5 MM, LONGITUD 165 MM.</p> <p>999-002 DISECTOR HOUSE-CRABTREE, MEDIANO, ANGULADO 90°, 0.5 MM X 2.5 MM, LONGITUD 165 MM.</p> <p>999-003 DISECTOR HOUSE-CRABTREE, GRANDE, ANGULADO 90°, 0.5 MM X 3.5 MM,</p>
--	--	--

		<p>LONGITUD 165 MM.</p> <p>999-004 DISECTOR BOJRAB, CHICO, ANGULADO 20°, 0.55 MM X 2.0 MM, LONGITUD 165 MM.</p> <p>999-005 DISECTOR BOJRAB, MEDIANO, ANGULADO 20°, 1.1 MM X 2.0 MM, LONGITUD 165 MM.</p> <p>999-006 DISECTOR BOJRAB, GRANDE, ANGULADO 20°, 2.2 MM X 2.0 MM, LONGITUD 165 MM.</p> <p>999-007 AGUJA PARA DISECCIÓN BOJRAB, ANGULADA 20°, 2.0 MM, LONGITUD 165 MM.</p>
--	--	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente Nº 1-47-3110-005181-16-1



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-19904286-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 12 de Septiembre de 2017

Referencia: 1-47-3110-5181-16-1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 30 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.09.12 12:27:48 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.09.12 12:27:50 -03'00'