



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: 1-47-3110-5014-20-5

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-5014-20-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones BIOADVANCE S.A., solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca OVERFIX, nombre descriptivo Sistema de clavos endomedulares para fracturas óseas en titanio y nombre técnico Clavos, para huesos, de acuerdo con lo solicitado por BIOADVANCE S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2020-55497830-APN-INPM#ANMAT.

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda “Autorizado por la ANMAT PM-2479-5”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERISTICOS

Nombre descriptivo: Sistema de clavos endomedulares para fracturas óseas en titanio

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

16-078 – Clavos, para huesos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): OVERFIX

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Uso previsto:

Estos dispositivos deben implantarse en los huesos largos para la alineación, estabilización y fijación de fracturas causadas por trauma o enfermedad, la fijación de huesos largos que han sido preparados quirúrgicamente (osteotomía) para la corrección de la deformidad y para la artrodesis.

Estos Clavos intramedulares se usan en el fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito.

Indicación:

Fracturas traumáticas; Fracturas patológicas; Re-fracturas no consolidadas; cirugía reconstructiva.

Fracturas diafisarias tibiales; Fracturas metafisiarias tibiales; Ciertas fracturas intraarticulares de la meseta tibial y fracturas PLION.

Fracturas intertrocanteréas; Fracturas pertrocanteréas; Fracturas sub trocanteréas; Desunión y unión desunión; fracturas per trocanteréas asociadas con fracturas del eje; Fracturas patológicas (incluido el uso profiláctico) en las áreas trocanterea y diafisaria.

Fracturas diafisarias del eje humeral; Fracturas del húmero proximal; Fracturas humerales proximales con extensión diafisaria; Fracturas patológicas inminentes; Maluniones y desuniones.

Fracturas y osteotomías del radio y el cúbito.

Modelos:

MODELO: RAMIC

Detalle de componentes:

55009030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×300

55009032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×320

55009034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×340

55009036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×360

55009038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×380

55009040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×400

55009042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×420

55009530 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×300

55009532 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×320

55009534 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×340

55009536 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×360

55009538 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×380

55009540 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×400
55009542 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×420
55001030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×300
55001032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×320
55001034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×340
55001036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×360
55001038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×380
55001040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×400
55001042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×420
55001130 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×300
55001132 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×320
55001134 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×340
55001136 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×360
55001138 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×380
55001140 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×400
55001142 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×420
55001230 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×300
55001232 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×320
55001234 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×340
55001236 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×360
55001238 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×380
55001240 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×400
55001242 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×420
55001244 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×440
55001246 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×460
55001330 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×300

55001332 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×320
55001334 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×340
55001336 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×360
55001338 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×380
55001340 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×400
55001342 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×420
55001344 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×440
55001346 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×460
55019030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×300
55019032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×320
55019034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×340
55019036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×360
55019038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×380
55019040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×400
55019042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×420
55019530 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×300
55019532 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×320
55019534 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×340
55019536 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×360
55019538 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×380
55019540 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×400
55019542 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×420
55011030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×300
55011032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×320
55011034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×340
55011036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×360

55011038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×380
55011040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×400
55011042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×420
55011130 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×300
55011132 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×320
55011134 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×340
55011136 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×360
55011138 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×380
55011140 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×400
55011142 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×420
55011230 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×300
55011232 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×320
55011234 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×340
55011236 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×360
55011238 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×380
55011240 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×400
55011242 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×420
55011244 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×440
55011246 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×460
55011330 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×300
55011332 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×320
55011334 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×340
55011336 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×360
55011338 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×380
55011340 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×400
55011342 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×420

55011344 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×440

55011346 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×460

55020060 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×60

55020065 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×65

55020070 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×70

55020075 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×75

55020080 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×80

55020085 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×85

55020090 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×90

55020095 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×95

55020100 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×100

55020105 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×105

55020110 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×110

55020115 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×115

55020120 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×120

55020125 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×125

55020130 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×130

55030026 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×26

55030028 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×28

55030030 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×30

55030032 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×32

55030034 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×34

55030036 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×36

55030038 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×38

55030040 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×40

55030042 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×42

55030044 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×44
55030046 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×46
55030048 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×48
55030050 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×50
55030052 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×52
55030054 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×54
55030056 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×56
55030058 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×58
55030060 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×60
55030062 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×62
55030064 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×64
55030066 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×66
55030068 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×68
55030070 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×70
55030072 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×72
55030074 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×74
55030076 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×76
55030078 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×78
55030080 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×80
55030085 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×85
55030090 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×90
55030095 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×95
55030100 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×100
55030105 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×105
55030110 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×110
55030115 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×115

55030120 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×120
55040026 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×26
55040028 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×28
55040030 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×30
55040032 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×32
55040034 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×34
55040036 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×36
55040038 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×38
55040040 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×40
55040042 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×42
55040044 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×44
55040046 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×46
55040048 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×48
55040050 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×50
55040052 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×52
55040054 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×54
55040056 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×56
55040058 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×58
55040060 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×60
55040062 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×62
55040064 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×64
55040066 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×66
55040068 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×68
55040070 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×70
55040072 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×72
55040074 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×74

55040076 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×76
55040078 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×78
55040080 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×80
55040085 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×85
55040090 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×90
55040095 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×95
55040100 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×100
55040105 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×105
55040110 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×110
55040115 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×115
55040120 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×120
55070000 Ramic-Tapon Final 0
55070005 Ramic-Tapon Final 5
55070010 Ramic-Tapon Final 10
55070015 Ramic-Tapon Final 15
55070020 Ramic-Tapon Final 20
55059030 Ramic II-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×300
55059032 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×320
55059034 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×340
55059036 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×360
55059038 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×380
55059040 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×400
55059042 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×420
55059530 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×300
55059532 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×320
55059534 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×340

55059536 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×360

55059538 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×380

55059540 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×400

55059542 Ramic intramedullary nail system-Femoral Nail -II
Ramic L,Ø9.5×420

55051030 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×300

55051032 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×320

55051034 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×340

55051036 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×360

55051038 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×380

55051040 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×400

55051042 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×420

55051130 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×300

55051132 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×320

55051134 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×340

55051136 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×360

55051138 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×380

55051140 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×400

55051142 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×420

55051230 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×300

55051232 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×320

55051234 Ramic intramedullary nail system-Femoral Nail -IIRamic L,Ø12×340

55051236 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×360

55051238 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×380

55051240 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×400

55051242 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×420

55051244 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×440
55051246 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×460
55051330 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×300
55051332 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×320
55051334 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×340
55051336 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×360
55051338 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×380
55051340 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×400
55051342 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×420
55051344 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×440
55051346 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×460
55069030 Ramic intramedullary nail system-Femoral Nail -II
Ramic R,Ø9.0×300
55069032 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×320
55069034 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×340
55069036 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×360
55069038 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×380
55069040 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×400
55069042 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×420
55069530 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×300
55069532 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×320
55069534 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×340
55069536 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×360
55069538 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×380
55069540 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×400
55069542 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×420

55061030 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×300

55061032 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×320

55061034 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×340

55061036 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×360

55061038 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×380

55061040 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×400

55061042 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×420

55061130 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×300

55061132 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×320

55061134 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×340

55061136 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×360

55061138 Ramic intramedullary nail system-Femoral Nail -II Ramic R,Ø11×380

55061140 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×400

55061142 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×420

55061230 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×300

55061232 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×320

55061234 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×340

55061236 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×360

55061238 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×380

55061240 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×400

55061242 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×420

55061244 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×440

55061246 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×460

55061330 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×300

55061332 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×320

55061334 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×340

55061336 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×360
55061338 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×380
55061340 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×400
55061342 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×420
55061344 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×440
55061346 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×460
55080060 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×60
55080065 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×65
55080070 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×70
55080075 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×75
55080080 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×80
55080085 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×85
55080090 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×90
55080095 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×95
55080100 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×100
55080105 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×105
55080110 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×110
55080115 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×115
55080120 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×120
55080125 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×125
55080130 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×130
55108026 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×260
55108028 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×280
55108030 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×300
55108032 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×320
55108034 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×340

55108036 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×360
55108038 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×380
55108040 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×400
55108042 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×420
55108044 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×440
55108046 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×460
55108526 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×260
55108528 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×280
55108530 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×300
55108532 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×320
55108534 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×340
55108536 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×360
55108538 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×380
55108540 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×400
55108542 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×420
55108544 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×440
55108546 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×460
55109026 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×260
55109028 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×280
55109030 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×300
55109032 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×320
55109034 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×340
55109036 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×360
55109038 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×380
55109040 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×400
55109042 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×420

55109044 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×440
55109046 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×460
55101026 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×260
55101028 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×280
55101030 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×300
55101032 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×320
55101034 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×340
55101036 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×360
55101038 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×380
55101040 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×400
55101042 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×420
55101044 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×440
55101046 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×460
55101126 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×260
55101128 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×280
55101130 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×300
55101132 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×320
55101134 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×340
55101136 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×360
55101138 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×380
55101140 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×400
55101142 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×420
55101144 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×440
55101146 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×460
55115031 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×31
55115035 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×35

55115039 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×39
55115043 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×43
55115047 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×47
55115051 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×51
55115055 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×55
55115059 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×59
55115063 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×63
55115067 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×67
55115071 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×71
55115075 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×75
55115079 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×79
55115083 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×83
55115087 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×87
55115091 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×91
55115095 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×95
55124220 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×20
55124222 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×22
55124224 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×24
55124226 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×26
55124228 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×28
55124230 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×30
55124232 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×32
55124234 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×34
55124236 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×36
55124238 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×38
55124240 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×40

55124242 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×42
55124244 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×44
55124246 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×46
55124248 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×48
55124250 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×50
55124252 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×52
55124254 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×54
55124256 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×56
55124258 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×58
55124260 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×60
55124262 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×62
55124264 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×64
55124266 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×66
55124268 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×68
55124270 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×70
55124272 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×72
55124274 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×74
55124276 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×76
55124278 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×78
55124280 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×80
55125024 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Para Clavo de Tibia Ø5.0×24
55125026 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×26
55125028 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×28
55125030 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×30
55125032 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×32
55125034 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×34

55125036 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×36
55125038 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×38
55125040 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×40
55125042 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×42
55125044 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×44
55125046 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×46
55125048 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×48
55125050 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×50
55125052 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×52
55125054 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×54
55125056 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×56
55125058 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×58
55125060 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×60
55125062 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×62
55125064 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×64
55125066 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×66
55125068 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×68
55125070 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×70
55125072 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×72
55125074 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×74
55125076 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×76
55125078 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×78
55125080 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×80
55125085 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×85
55125090 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×90
55125095 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×95

55134218 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×18
55134220 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×20
55134222 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×22
55134224 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×24
55134226 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×26
55134228 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×28
55134230 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×30
55134232 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×32
55134234 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×34
55134236 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×36
55134238 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×38
55134240 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×40
55134242 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×42
55134244 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×44
55134246 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×46
55134248 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×48
55134250 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×50
55134252 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×52
55134254 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×54
55134256 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×56
55134258 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×58
55134260 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×60
55134262 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×62
55134264 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×64
55134266 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×66
55134268 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×68

55134270 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×70
55134272 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×72
55134274 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×74
55134276 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×76
55134278 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×78
55134280 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×80
55140000 Ramic-Tapon final para Clavo de Tibia 0
55140005 Ramic-Tapon final para Clavo de Tibia 5
55140010 Ramic-Tapon final para Clavo de Tibia 10
55140015 Ramic-Tapon final para Clavo de Tibia 15
55159026 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×260
55159028 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×280
55159030 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×300
55159032 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×320
55159034 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×340
55159036 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×360
55159038 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×380
55159040 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×400
55159042 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×420
55159044 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×440
55159046 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×460
55151026 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×260
55151028 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×280
55151030 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×300
55151032 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×320
55151034 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×340

55151036 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×360
55151038 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×380
55151040 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×400
55151042 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×420
55151044 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×440
55151046 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×460
55151126 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×260
55151128 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×280
55151130 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×300
55151132 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×320
55151134 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×340
55151136 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×360
55151138 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×380
55151140 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×400
55151142 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×420
55151144 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×440
55151146 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×460
55209018 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×180
55209020 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×200
55209022 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×220
55209024 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×240
55209026 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×260
55209028 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×280
55209030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×300
55209032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×320
55209034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×340

55209036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×360
55209038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×380
55209040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×400
55209042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×420
55209518 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×180
55209520 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×200
55209522 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×220
55209524 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×240
55209526 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×260
55209528 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×280
55209530 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×300
55209532 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×320
55209534 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×340
55209536 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×360
55209538 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×380
55209540 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×400
55209542 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×420
55201018 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×180
55201020 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×200
55201022 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×220
55201024 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×240
55201026 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×260
55201028 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×280
55201030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×300
55201032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×320
55201034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×340

55201036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×360
55201038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×380
55201040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×400
55201042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×420
55201118 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×180
55201120 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×200
55201122 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×220
55201124 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×240
55201126 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×260
55201128 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×280
55201130 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×300
55201132 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×320
55201134 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×340
55201136 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×360
55201138 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×380
55201140 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×400
55201142 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×420
55201218 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×180
55201220 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×200
55201222 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×220
55201224 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×240
55201226 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×260
55201228 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×280
55201230 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×300
55201232 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×320
55201234 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×340

55201236 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×360
55201238 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×380
55201240 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×400
55201242 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×420
55201318 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×180
55201320 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×200
55201322 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×220
55201324 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×240
55201326 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×260
55201328 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×280
55201330 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×300
55201332 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×320
55201334 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×340
55201336 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×360
55201338 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×380
55201340 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×400
55201342 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×420
55215026 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×26
55215028 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×28
55215030 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×30
55215032 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×32
55215034 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×34
55215036 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×36
55215038 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×38
55215040 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×40
55215042 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×42

55215044 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×44
55215046 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×46
55215048 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×48
55215050 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×50
55215052 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×52
55215054 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×54
55215056 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×56
55215058 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×58
55215060 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×60
55215062 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×62
55215064 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×64
55215066 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×66
55215068 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×68
55215070 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×70
55215072 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×72
55215074 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×74
55215076 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×76
55215078 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×78
55215080 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×80
55215085 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×85
55215090 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×90
55215095 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×95
55220000 Ramic-Tapón Final para Clavo de Fémur Distal
55309017 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.0×170
55309020 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.0×200
55309024 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.0×240

55309517 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.5×170
55309520 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.5×200
55309524 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.5×240
55301017 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×170
55301020 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×200
55301024 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×240
55301117 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×170
55301120 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×200
55301124 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×240
55301217 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×170
55301220 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×200
55301224 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×240
55301317 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø13×170
55301320 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø13×200
55301324 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø13×240
55309026 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø9.0×300
55309029 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø9.0×320
55309032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø9.0×340
55309035 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø9.0×360
55309038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø9.0×380
55309041 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø9.0×400
55309044 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø9.0×420
55309530 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø9.5×300
55309532 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø9.5×320
55309534 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø9.5×340
55309536 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø9.5×360

55309538 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.5×380
55309540 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.5×400
55309542 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.5×420
55301030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×300
55301032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×320
55301034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×340
55301036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×360
55301038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×380
55301040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×400
55301042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×420
55301130 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×300
55301132 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×320
55301134 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×340
55301136 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×360
55301138 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×380
55301140 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×400
55301142 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×420
55301230 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×300
55301232 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×320
55301234 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×340
55301236 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×360
55301238 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×380
55301240 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×400
55301242 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×420
55301244 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×440
55301246 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×460

55301330 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø13×300
55301332 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø13×320
55301334 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø13×340
55301336 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø13×360
55301338 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø13×380
55301340 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø13×400
55301342 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø13×420
55301344 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø13×440
55301346 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq.,Ø13×460
55319026 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.0×300
55319029 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.0×320
55319032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.0×340
55319035 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.0×360
55319038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.0×380
55319041 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.0×400
55319044 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.0×420
55319530 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×300
55319532 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×320
55319534 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×340
55319536 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×360
55319538 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×380
55319540 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×400
55319542 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×420
55311030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×300
55311032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×320
55311034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×340

55311036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×360
55311038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×380
55311040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×400
55311042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×420
55311130 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×300
55311132 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×320
55311134 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×340
55311136 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×360
55311138 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×380
55311140 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×400
55311142 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×420
55311230 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×300
55311232 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×320
55311234 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×340
55311236 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×360
55311238 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×380
55311240 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×400
55311242 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×420
55311244 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×440
55311246 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×460
55311330 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×300
55311332 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×320
55311334 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×340
55311336 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×360
55311338 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×380
55311340 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×400

55311342 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×420
55311344 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×440
55311346 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×460
55309017 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.0x170
55301017 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10x170
55301117 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11x170
55301217 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12x170
55320070 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 70
55320075 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 75
55320080 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 80
55320085 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 85
55320090 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 90
55320095 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 95
55320100 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 100
55320105 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 105
55320110 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 110
55320115 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 115
55320120 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 120
55320125 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 125
55350000 Ramic-Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 0
55350005 Ramic-Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 5
55350010 Ramic-Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 10
55350015 Ramic-Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 15
55360070 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 70
55360075 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 75
55360080 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 80

55360085 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 85
55360090 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 90
55360095 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 95
55360100 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 100
55360105 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 105
55360110 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 110
55360115 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 115
55360120 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 120
55360125 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 125
55370000 Ramic-Tornillo de Fijación
55329070 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 70
55329075 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 75
55329080 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 80
55329085 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 85
55329090 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 90
55329095 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 95
55329100 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 100
55329105 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 105
55329110 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 110
55329115 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 115
55329120 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 120
55329125 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 125
55407016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7×160
55407018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7×180
55407020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7×200
55407022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7×220

55407024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7×240
55407026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7×260
55407028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7×280
55407030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7×300
55407516 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7.5×160
55407518 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7.5×180
55407520 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7.5×200
55407522 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7.5×220
55407524 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7.5×240
55407526 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7.5×260
55407528 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7.5×280
55407530 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø7.5×300
55408016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×160
55408018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×180
55408020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×200
55408022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×220
55408024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×240
55408026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×260
55408028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×280
55408030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×300
55408516 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×160
55408518 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×180
55408520 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×200
55408522 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×220
55408524 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×240
55408526 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×260

55408528 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×280
55408530 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×300
55409016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×160
55409018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×180
55409020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×200
55409022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×220
55409024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×240
55409026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×260
55409028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×280
55409030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×300
55417016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×160
55417018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×180
55417020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×200
55417022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×220
55417024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×240
55417026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×260
55417028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×280
55417030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×300
55417516 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×160
55417518 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×180
55417520 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×200
55417522 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×220
55417524 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×240
55417526 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×260
55417528 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×280
55417530 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×300

55418016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×160
55418018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×180
55418020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×200
55418022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×220
55418024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×240
55418026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×260
55418028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×280
55418030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×300
55418516 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×160
55418518 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×180
55418520 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×200
55418522 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×220
55418524 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×240
55418526 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×260
55418528 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×280
55418530 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×300
55419016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×160
55419018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×180
55419020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×200
55419022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×220
55419024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×240
55419026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×260
55419028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×280
55419030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×300
55423518 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×18
55423520 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×20

55423522 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×22
55423524 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×24
55423526 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×26
55423528 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×28
55423530 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×30
55423532 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×32
55423534 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×34
55423536 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×36
55423538 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×38
55423540 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×40
55423542 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×42
55423544 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×44
55423546 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×46
55423548 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×48
55423550 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×50
55423552 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×52
55423554 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×54
55423556 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×56
55423558 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×58
55423560 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×60
55424018 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×18
55424020 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×20
55424022 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×22
55424024 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×24
55424026 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×26
55424028 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×28

55424030 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×30
55424032 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×32
55424034 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×34
55424036 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×36
55424038 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×38
55424040 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×40
55424042 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×42
55424044 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×44
55424046 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×46
55424048 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×48
55424050 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×50
55424052 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×52
55424054 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×54
55424056 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×56
55424058 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×58
55424060 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×60
55430000 Ramic- Tapón Final para Clavo de Húmero 0
55430002 Ramic- Tapón Final para Clavo de Húmero 2
55430004 Ramic- Tapón Final para Clavo de Húmero 4
55503018 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3×180
55503020 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3×200
55503022 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3×220
55503024 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3×240
55503026 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3×260
55503618 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3.6×180
55503620 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3.6×200

55503622 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3.6×220
55503624 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3.6×240
55503626 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3.6×260
55513016 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3×160
55513018 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3×180
55513020 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3×200
55513022 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3×220
55513616 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3.6×160
55513618 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3.6×180
55513620 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3.6×200
55513622 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3.6×220
55523016 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3×160
55523018 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3×180
55523020 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3×200
55523022 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3×220
55523616 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3.6×160
55523618 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3.6×180
55523620 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3.6×200
55523622 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3.6×220
55533510 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×10
55533512 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×12
55533514 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×14
55533516 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×16
55533518 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×18
55533520 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×20
55533522 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×22

55533524 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×24

55533526 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×26

55533528 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×28

55533530 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×30

55533532 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×32

55533534 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×34

55533536 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×36

55533538 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×38

55533540 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×40

55540000 Ramic- Tapon Final para Clavo de Radio/Cúbito

56211530 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø1.5×300

56212044 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø2×440

56212544 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø2.5×440

56213044 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø3×440

56213544 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø3.5×440

56214044 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø4×440

56220000 Ramic-Tapon Final para Clavo Elástico

56101020 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×200

56101022 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×220

56101024 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×240

56101120 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×200

56101122 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×220

56101124 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×240

56101220 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×200

56101222 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×220

56101224 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×240

56120070 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 70
56120075 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 75
56120080 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 80
56120085 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 85
56120090 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 90
56120095 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 95
56120100 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 100
56120105 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 105
56120110 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 110
56120115 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 115
56120120 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 120
56130026 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×26
56130028 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×28
56130030 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×30
56130032 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×32
56130034 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×34
56130036 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×36
56130038 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×38
56130040 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×40
56130042 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×42
56130044 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×44
56130046 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×46
56130048 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×48
56130050 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×50
56130052 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×52
56130054 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×54

56130056 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×56

56130058 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×58

56140000 Ramic III-Tuerca

56150000 Ramic III-Tapón Final para Clavo Ramic III 0

56150005 Ramic III-Tapón Final para Clavo Ramic III 5

56150010 Ramic III-Tapón Final para Clavo Ramic III 10

56150015 Ramic III-Tapón Final para Clavo Ramic III 15

56160000 Ramic III-Tornillo de Fijación

Período de vida útil: No Aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No Aplica.

Forma de presentación: Por Unidad, No esteril.

Método de esterilización: No Aplica

Nombre del fabricante:

JIANGSU TRAUHUI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

Lugar de elaboración:

Nro. 2 Longqing Rd., Wujin Hi-tech Zone, 213168 Changzhou, Jiangsu, R. P. China.

Expediente N° 1-47-3110-5014-20-5

RAMIC - Rótulo de implante NO ESTERIL

OVERFIX		Sistema de clavos endomedulares en titanio – RAMIC	
Descripción Producto: XXXXXXXXXXXXXXX			
REF	CODIGO: xxx	LOT	LOTE: xxx MATERIAL: xxx
CANTIDAD (QTY): xxx			NO ESTERIL – Esterilizar antes de usar
	Producto de un solo uso		Leer instrucciones de Uso
			Precaución
<i>Instrucciones especiales, advertencias y precauciones: referirse siempre a las instrucciones de utilización. Conservar en lugar limpio y seco. No utilizar si el envase está roto o dañado</i>			
PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-2479-5			
Condición de uso: uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias			
<u>Fabricante:</u>			
Jiangsu Trauhui Medical Instrument Co., Ltd., Nro. 2 Longqing Rd., Wujin Hi-tech Zone, 213168 Changzhou, Jiangsu, R. P. China			
<u>Importador:</u>			
BIOADVANCE S.A. Av. Ricardo Balbín N° 4238 segundo piso departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfono: (5411) 4765-5995 Fax: (5411) 4765-5995 E-mail: info@bioadvance.com.ar Director Técnico: Juan Pablo Vera – Farmacéutico - MN:14030			

3.1. Las indicaciones contempladas en el ítem 2 de este reglamento (Rótulo), salvo las que figuran en los ítems 2.4 y 2.5.

OVERFIX

Sistema de clavos endomedulares en titanio RAMIC

NO ESTERIL – Esterilizar antes de usar

Producto de un solo uso - Leer instrucciones de Uso



Precaución

Instrucciones especiales, advertencias y precauciones: referirse siempre a las instrucciones de utilización. Conservar en lugar limpio y seco. No utilizar si el envase está roto o dañado

PRODUCTO AUTORIZADO POR LA ANMAT PM-2479-5

Condición de uso: uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fabricante:

Jiangsu Trauhui Medical Instrument Co., Ltd., Nro. 2 Longqing Rd., Wujin Hi-tech Zone, 213168 Changzhou, Jiangsu, R. P. China

Importador:

BIOADVANCE S.A.

Av. Ricardo Balbín N° 4238 segundo piso departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: (5411) 4765-5995

Fax: (5411) 4765-5995

E-mail: info@bioadvance.com.ar

Director Técnico: Juan Pablo Vera – Farmacéutico - MN:14030

3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N°72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados.

Estos dispositivos deben implantarse en los huesos largos para la alineación, estabilización y fijación de fracturas causadas por trauma o enfermedad, la fijación de huesos largos que han sido preparados quirúrgicamente (osteotomía) para la corrección de la deformidad y para la artrodesis. Estos clavos intramedulares se usan en el fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito.

Indicaciones

Fracturas traumáticas; Fracturas patológicas; Re-fracturas no consolidadas; cirugía reconstructiva.

Fracturas diafisarias tibiales; Fracturas metafisarias tibiales; Ciertas fracturas intraarticulares de la meseta tibial y fracturas PLION.

Fracturas intertrocanteréas; Fracturas per trocanteréas; Fracturas sub trocanteréas; Desunión y unión desunión; fracturas per trocanteréas asociadas con fracturas del eje; Fracturas patológicas (incluido el uso profiláctico) en las áreas trocanterea y diafisaria.

Fracturas diafisarias del eje humeral; Fracturas del húmero proximal; Fracturas humerales proximales con extensión diafisaria; Fracturas patológicas inminentes; Maluniones y desuniones.

Fracturas y osteotomías del radio y el cúbito.

3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura.

Este producto y las herramientas especiales que lo acompañan no deben usarse junto con productos similares fabricados por otros fabricantes. Los instrumentos de aleación de titanio no deben usarse junto con instrumentos de acero inoxidable.

Especificaciones técnicas				
Modelo	Nombre	Especificación	d/mm	L/mm
Clavo	taponés	0, 5, 10, 15, 20		

Especificaciones técnicas				
Modelo	Nombre	Especificación	d/mm	L/mm
Femoral	tornillos de cadera	d×L	d.6.5	60~130, cada 5mm por cada especificación
	tornillo bloqueo-A	d×L	d.4.5, d.5.0	26~80, cada 2mm por cada especificación; 85~120, cada 5mm por cada especificación.
	tornillo bloqueo-B	d×L	d.4.5, d.5.0	26~80, cada 2mm por cada especificación; 85~120, cada 5mm por cada especificación.
	clavo	d×L, izq/der	d.9, d.9.5, d.10, d.11, d.12, d.13	300~ 460, cada 20mm por cada especificación
Clavo tibial	tapones	0, 5, 10, 15		
	tornillos de bloqueo condilar	d×L	d.5.0	31~95, cada 4mm por cada especificación
	clavo	d×L	d.8, d.8.5, d.9, d.10, d.11	260~460, cada 20mm por cada especificación
	tornillo de bloqueo-A	d×L	d.4.2, d.5.0	18~80, cada 2mm por cada especificación; 85~95, cada 5mm por cada especificación.
	tornillo de bloqueo -B	d×L	d.4.2	18~80, cada 2mm por cada especificación
Clavo proximal femoral	tapón femoral	0, 5, 10, 15		
	tornillo de compresión de cadera-A	L	/	70~125, cada 5mm por cada especificación
	tornillo de compresión de cadera - B	L	/	70~125, cada 5mm por cada especificación
	Clavo	d×L, izq/der	d.9, d.9.5, d.10, d.11, d.12, d.13	170~460, cada 10mm por cada especificación
	tornillo de bloqueo-A	d×L	d.4.5, d.5.0	26~80, cada 2mm por cada especificación; 85~120, cada 5mm por cada especificación.
	tornillo de bloqueo-B	d×L	d.4.5, d.5.0	26~80, cada 2mm por cada especificación; 85~120, cada 5mm por cada especificación.
	tornillo de compresión de cadera-A Perforado	L	/	70~125, incrementos de 5mm

Especificaciones técnicas				
Modelo	Nombre	Especificación	d/mm	L/mm
	Tornillos de ajuste	/		
Clavo humeral	Tapón	0, 2, 4		
	tornillo de bloqueo	d×L	d.3.5, d.4.0	18~60, cada 2mm por cada especificación
	clavo	d×L, izq/der	d.7, d.7.5, d.8, d.8.5, d.9	160~300, cada 20mm por cada especificación
Clavo cúbito	Tapón	/		
	tornillos de bloqueo	d×L	d.3.5	10~40, cada 2mm por cada especificación
	clavo	d×L	d.3, d.3.6	180~240, cada 20mm por cada especificación
Clavo radio	tapón	/		
	tornillos de bloqueo	d×L	d.3.5	10~40, cada 2mm por cada especificación
	clavo	d×L, izq/der	d.3, d.3.6	160~240, cada 20mm por cada especificación
Clavo elástico	Clavo elástico	d×L	D.1.5	300mm
	Clavo elástico	d×L	D.2, d.2.5,d.3.0, d.3.5, d.4.0	440mm
	Tapón	/		
Clavo Femoral	clavo	Sólido, canulado, d.9.4, d.10, d.11, d.12, largo 340-420mm, incrementos de a 20mm.		
	Tornillos de bloqueo	d.4.0, Largo 35-65mm, incrementos de a 5mm		
	Tapón	/		
Clavo Tibial	clavo	Sólido, canulado, d.8, d.9,d.10, largo 240-340mm, incrementos de a 20mm		
	Tornillos de bloqueo	d.4.0, Largo 35-65mm, incrementos de a 5mm		
	Tapón	/		
Clavo Proximal Femoral - III	Clavo	d×L, d.10, d.11, d.12, largo 200, 220, 240mm		
	tornillo de compresión de cadera	70~120, incrementos de a 5mm		
	Tornillos de bloqueo-A	d.5.0, 26~80, cada 2mm por cada especificación; 85~120, cada 5mm por cada especificación.		
	Tuerca	/		
	tapón	0, 5, 10, 15		

Especificaciones técnicas

Modelo	Nombre	Especificación	d/mm	L/mm
	Tornillo de ajuste	/		

3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos.

El paciente debe seguir las órdenes médicas estrictamente después de la operación y debe ser revisado y seguido periódicamente y los registros relevantes deben mantenerse bien.

El paciente debe pedirle consejo al cirujano antes de recibir CT, MRI u otros controles.

Retirar después de que la fractura haya cicatrizado. Los implantes pueden aflojarse, fracturarse, corroerse, migrar o causar dolor. Si un implante permanece implantado después de la curación completa, el implante puede causar protección contra el estrés, lo que puede aumentar el riesgo de fractura en un paciente activo. El cirujano debe sopesar los riesgos frente a los beneficios al decidir si se debe retirar el implante. El manejo postoperatorio adecuado para evitar la refractura debe seguir a la extracción del implante.

3.6 La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos.

El paciente debe pedirle consejo al cirujano antes de recibir CT, MRI u otros controles.

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización.

Producto no estéril. No utilizar si el envase se encuentra abierto o dañado.

3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.

En caso de que los productos médicos deban ser esterilizados antes de su uso, las instrucciones de limpieza y esterilización deberán estar formuladas de modo que si se siguen correctamente, el producto siga cumpliendo los requisitos previstos en la Sección I (Requisitos Generales) del Anexo de la Resolución GMC N°72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos.

Productos no estériles: los dispositivos y los instrumentos que se utilizarán deben limpiarse cuidadosamente en un ambiente limpio y esterilizarse a fondo con alta temperatura y presión antes de usarlos.

Recomendamos los siguientes procedimientos: límpielos con un cepillo no metálico y enjuáguelos repetidamente con agua pura. Después de que estén completamente secos, colóquelos en un esterilizador en autoclave y esterilícelos con vapor a una temperatura de 121 ~ 126 °C y una presión de 0.1 ~ 0.14MPa durante treinta minutos al menos (o 134 °C durante cinco minutos). Y el hospital debe certificar el proceso de esterilización de antemano. El equipo de esterilización debe estar en buenas condiciones de funcionamiento y los requisitos establecidos por su fabricante deben seguirse estrictamente.

3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros) .

El usuario debe leer detenidamente la fijación interna ortopédica y otra información relevante recomendada por el Departamento técnico de la Fundación AO y familiarizarse con todo el proceso relacionado con este producto antes de usarlo.

Este producto debe ser utilizado por cirujanos altamente capacitados y con experiencia profesional, ya que esta cirugía puede causar daños graves al paciente y requiere una alta técnica en la operación.

No haga muescas ni doble los implantes. Las muescas o rasguños efectuadas en el implante durante el curso de la cirugía pueden contribuir a la rotura. Doblar es perjudicial para el desempeño del implante o incluso mal funcionamiento;

No implante un clavo con los orificios distales u orificios proximales en o sobre la línea de fractura. Si el clavo se implanta con orificios distales o proximales en la línea de fractura, la fijación efectiva del tornillo se verá comprometida, lo que puede provocar la rotura o flexión del implante.

3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta.

NO APLICABLE. El producto no emite radiaciones

Las instrucciones de utilización deberán incluir además información que permita al personal médico informar al paciente sobre las contraindicaciones y las precauciones que deban tomarse . Esta información hará referencia particularmente a:

3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico.

CONTRAINDICACIONES

Infección activa;

Un canal medular obliterado por una fractura o tumor previo;

Falta de sustancia ósea que imposibilite el asentamiento estable del implante;

El eje del hueso tiene un arco excesivo o deformidad;

Alergia al material del implante;

Condiciones del paciente, incluida la limitación del suministro de sangre, y la cantidad o calidad insuficiente de hueso.

PRECAUCIONES

El usuario debe leer detenidamente la fijación interna ortopédica y otra información relevante recomendada por el Departamento técnico de la Fundación AO y familiarizarse con todo el proceso relacionado con este producto antes de usarlo.

Este producto debe ser utilizado por cirujanos altamente capacitados y con experiencia profesional, ya que esta cirugía puede causar daños graves al paciente y requiere una alta técnica en la operación.

No haga muescas ni doble los implantes. Las muescas o rasguños efectuados en el implante durante el curso de la cirugía pueden contribuir a la rotura. Doblar es perjudicial para el desempeño o incluso mal funcionamiento;

No implante un clavo con los orificios distales u orificios proximales en o sobre la línea de fractura. Si el clavo se implanta con orificios distales o proximales en la línea de fractura, la fijación efectiva del tornillo se verá comprometida, lo que puede provocar la rotura o flexión del implante;

La selección correcta del implante es extremadamente importante. El potencial de éxito en la fijación de fracturas se incrementa mediante la selección del tipo adecuado de implante. Si bien la selección adecuada puede ayudar a minimizar los riesgos, el tamaño y la forma de los huesos humanos presentan limitaciones en el tamaño y la resistencia de los implantes. Los dispositivos de fijación interna no pueden soportar los niveles de actividad y / o cargas iguales a los colocados en el hueso sano normal. Estos dispositivos no están diseñados para soportar la tensión no soportada de soportar peso completo o soportar carga.

Instruir adecuadamente al paciente. El cuidado postoperatorio es importante. La capacidad y disposición del paciente para seguir las instrucciones es uno de los aspectos más importantes del manejo exitoso de fracturas. Los pacientes con senilidad, enfermedad mental, alcoholismo y abuso de drogas pueden estar en mayor riesgo. Estos pacientes pueden ignorar las instrucciones y las restricciones de actividad. El paciente debe recibir instrucciones sobre el uso de soportes externos, ayudas para caminar y aparatos ortopédicos destinados a inmovilizar el sitio de la fractura y limitar la carga de peso o la carga. El paciente debe ser plenamente consciente y advertido de que el dispositivo no reemplaza el hueso sano normal, y que el dispositivo puede romperse, doblarse o dañarse como resultado del estrés, la actividad, la carga o el peso. Se debe informar al paciente de la necesidad de un examen de seguimiento postoperatorio regular siempre que el dispositivo permanezca implantado.

Cuando se usan implantes para curar fracturas viejas, se debe reducir bien el hueso y se debe usar injerto óseo;

El cirujano debe saber que los implantes pueden aumentar el riesgo de embolia grasa.

La inspección periódica por rayos X debe realizarse dentro del primer año después de la operación y los resultados deben compararse cuidadosamente para ver si se produce algún cambio en la posición del implante, si se afloja o se rompe de alguna manera, o si hay cualquier signo de curación tardía o falla de la curación. Si se observa cualquiera de los signos anteriores, el paciente debe someterse a una estricta supervisión para poder evaluar la probabilidad de un mayor deterioro y considerar la posibilidad de un control más estricto sobre los movimientos o incluso una reparación temprana.

Se debe evitar la apertura excesiva o la restauración excesiva. Se recomienda que la operación se realice bajo la supervisión de una máquina de rayos X o una máquina de supervisión.

ADVERTENCIAS

Productos no estériles: los dispositivos y los instrumentos que se utilizarán deben limpiarse cuidadosamente en un ambiente limpio y esterilizarse a fondo con alta temperatura y presión antes de usarlos. Recomendamos los siguientes procedimientos: límpielos con un cepillo no metálico y enjuáguelos repetidamente con agua pura. Después de que estén completamente secos, colóquelos en un esterilizador en autoclave y esterilícelos con vapor a una temperatura de 121 ~ 126 °C y una presión de 0.1 ~ 0.14MPa durante treinta minutos al menos (o 134 °C durante cinco minutos). Y el hospital debe certificar el proceso de esterilización de antemano. El equipo de esterilización debe

estar en buenas condiciones de funcionamiento y los requisitos establecidos por su fabricante deben seguirse estrictamente.

Este producto y las herramientas especiales que lo acompañan no deben usarse junto con productos similares fabricados por otros fabricantes. Los instrumentos de aleación de titanio no deben usarse junto con instrumentos de acero inoxidable.

El dispositivo es para un solo uso. Debe ser desechado después de sacarlo y nunca debe ser usado repetidamente.

Se debe evitar la actividad bajo carga en un momento prematuro y se deben obedecer las órdenes médicas.

Este producto solo puede ser utilizado por cirujanos bien entrenados que estén perfectamente familiarizados con las operaciones quirúrgicas relevantes. Deben dar órdenes médicas detalladas a los pacientes.

El paciente debe seguir las órdenes médicas estrictamente después de la operación y debe ser revisado y seguido periódicamente y los registros relevantes deben mantenerse bien.

El paciente debe pedirle consejo al cirujano antes de recibir CT, MRI u otros controles.

Retirar después de que la fractura haya cicatrizado. Los implantes pueden aflojarse, fracturarse, corroerse, migrar o causar dolor. Si un implante permanece implantado después de la curación completa, el implante puede causar protección contra el estrés, lo que puede aumentar el riesgo de fractura en un paciente activo. El cirujano debe sopesar los riesgos frente a los beneficios al decidir si se debe retirar el implante. El manejo postoperatorio adecuado para evitar la refractura debe seguir a la extracción del implante.

3.12. Las precauciones que deban adoptarse en lo que respecta a la exposición, en condiciones ambientales razonablemente previsible, a campos magnéticos, a influencias eléctricas externas, a descargas electrostáticas, a la presión o a variaciones de presión, a la aceleración, a fuentes térmicas de ignición, entre otras.

El paciente debe pedirle consejo al cirujano antes de recibir CT, MRI u otros controles.

3.13. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar.

NO APLICABLE. *El producto no suministra medicamentos*

3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo inhabitual específico asociado a su eliminación.

NO APLICABLE. *El producto no se elimina*

3.15. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3, del Anexo de la Resolución GMC N°72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos.

NO APLICABLE. *El producto no incluye medicamentos*

3.16. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.

NO APLICABLE. El producto no posee función de medición.



anmat
VERA Juan Pablo
CUIL 20263653948



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: rot, e, inst, de uso-BIOADVANCE S.A.,

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.08.23 22:18:57 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.08.23 22:18:58 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-47-3110-5014-20-5

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N°: 1-47-3110-5014-20-5

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por BIOADVANCE S.A., se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre descriptivo: Sistema de clavos endomedulares para fracturas óseas en titanio.

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):

16-078 – Clavos, para huesos

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): OVERFIX

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Uso previsto:

Estos dispositivos deben implantarse en los huesos largos para la alineación, estabilización y fijación de fracturas causadas por trauma o enfermedad, la fijación de huesos largos que han

Sido preparados quirúrgicamente (osteotomía) para la corrección de la deformidad y para la artrodesis.

Estos Clavos intramedulares se usan en el fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito.

Indicación:

Fracturas traumáticas; Fracturas patológicas; Re-fracturas no consolidadas; cirugía reconstructiva.

Fracturas diafisarias tibiales; Fracturas metafisiarias tibiales; Ciertas fracturas intraarticulares de la meseta tibial y fracturas PLION.

Fracturas intertrocanteréas; Fracturas pertrocanteréas; Fracturas sub trocanteréas; Desunión y unión desunión; fracturas per trocanteréas asociadas con fracturas del eje; Fracturas patológicas (incluido el uso profiláctico) en las áreas trocanterea y diafisaria.

Fracturas diafisarias del eje humeral; Fracturas del húmero proximal; Fracturas humerales proximales con extensión diafisaria; Fracturas patológicas inminentes; Maluniones y desuniones.

Fracturas y osteotomías del radio y el cúbito.

Modelos:

MODELO: RAMIC

Detalle de componentes:

55009030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×300

55009032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×320

55009034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×340

55009036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×360

55009038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×380

55009040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×400

55009042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×420

55009530 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×300

55009532 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×320

55009534 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×340

55009536 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×360

55009538 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×380

55009540 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×400

55009542 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.5×420

55001030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×300

55001032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×320
55001034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×340
55001036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×360
55001038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×380
55001040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×400
55001042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø10×420
55001130 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×300
55001132 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×320
55001134 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×340
55001136 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×360
55001138 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×380
55001140 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×400

55001142 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø11×420
55001230 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×300
55001232 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×320
55001234 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×340
55001236 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×360
55001238 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×380
55001240 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×400
55001242 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×420
55001244 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×440
55001246 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø12×460
55001330 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×300
55001332 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×320
55001334 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×340

55001336 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×360
55001338 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×380
55001340 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×400
55001342 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×420
55001344 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×440
55001346 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø13×460
55019030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×300
55019032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×320
55019034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×340
55019036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×360
55019038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×380
55019040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×400
55019042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.0×420
55019530 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×300
55019532 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×320
55019534 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×340
55019536 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×360
55019538 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×380
55019540 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×400
55019542 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø9.5×420
55011030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×300
55011032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×320
55011034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×340
55011036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×360
55011038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×380
55011040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×400

55011042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø10×420
55011130 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×300
55011132 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×320
55011134 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×340

55011136 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×360
55011138 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×380
55011140 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×400
55011142 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø11×420
55011230 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×300
55011232 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×320
55011234 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×340
55011236 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×360
55011238 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×380
55011240 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×400
55011242 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×420
55011244 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×440
55011246 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø12×460
55011330 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×300
55011332 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×320
55011334 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×340
55011336 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×360
55011338 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×380
55011340 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×400
55011342 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×420
55011344 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×440

55011346 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Der. Ø13×460

55020060 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×60

55020065 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×65

55020070 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×70

55020075 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×75

55020080 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×80

55020085 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×85

55020090 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×90

55020095 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×95

55020100 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×100

55020105 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×105

55020110 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×110

55020115 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×115

55020120 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×120

55020125 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×125

55020130 Ramic-Tornillo Femoral Ø6.5×130

55030026 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×26

55030028 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×28

55030030 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×30

55030032 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×32

55030034 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×34

55030036 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×36

55030038 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×38

55030040 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×40

55030042 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×42

55030044 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×44
55030046 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×46
55030048 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×48
55030050 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×50
55030052 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×52
55030054 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×54
55030056 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×56
55030058 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×58
55030060 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×60
55030062 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×62
55030064 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×64
55030066 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×66
55030068 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×68
55030070 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×70
55030072 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×72
55030074 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×74
55030076 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×76
55030078 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×78
55030080 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×80
55030085 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×85
55030090 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×90
55030095 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×95
55030100 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×100
55030105 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×105
55030110 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×110
55030115 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×115

55030120 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Ø5.0×120
55040026 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×26
55040028 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×28
55040030 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×30
55040032 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×32
55040034 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×34
55040036 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×36
55040038 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×38
55040040 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×40
55040042 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×42
55040044 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×44
55040046 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×46
55040048 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×48
55040050 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×50

55040052 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×52
55040054 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×54
55040056 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×56
55040058 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×58
55040060 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×60
55040062 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×62
55040064 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×64
55040066 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×66
55040068 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×68
55040070 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×70
55040072 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×72

55040074 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×74
55040076 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×76
55040078 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×78
55040080 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×80
55040085 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×85
55040090 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×90
55040095 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×95
55040100 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×100
55040105 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×105
55040110 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×110
55040115 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×115
55040120 Ramic-Tornillo de Bloqueo B Ø5.0×120
55070000 Ramic-Tapon Final 0
55070005 Ramic-Tapon Final 5
55070010 Ramic-Tapon Final 10
55070015 Ramic-Tapon Final 15
55070020 Ramic-Tapon Final 20
55059030 Ramic II-Clavo Endomedular para Fémur Izq. Ø9.0×300
55059032 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×320
55059034 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×340
55059036 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×360
55059038 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×380
55059040 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×400
55059042 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.0×420
55059530 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×300
55059532 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×320

55059534 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×340

55059536 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×360

55059538 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×380

55059540 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø9.5×400

55059542 Ramic intramedullary nail system-Femoral Nail -II

Ramic L,Ø9.5×420

55051030 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×300

55051032 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×320

55051034 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×340

55051036 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×360

55051038 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×380

55051040 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×400

55051042 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø10×420

55051130 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×300

55051132 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×320

55051134 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×340

55051136 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×360

55051138 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×380

55051140 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×400

55051142 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø11×420

55051230 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×300

55051232 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×320

55051234 Ramic intramedullary nail system-Femoral Nail -IIRamic L,Ø12×340

55051236 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×360

55051238 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×380

55051240 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×400

55051242 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×420

55051244 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×440

55051246 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø12×460

55051330 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×300

55051332 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×320

55051334 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×340

55051336 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×360

55051338 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×380

55051340 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×400

55051342 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×420

55051344 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×440

55051346 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Izq. Ø13×460

55069030 Ramic intramedullary nail system-Femoral Nail -II

Ramic R,Ø9.0×300

55069032 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×320

55069034 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×340

55069036 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×360

55069038 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×380

55069040 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×400

55069042 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.0×420

55069530 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×300

55069532 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×320

55069534 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×340

55069536 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×360

55069538 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×380
55069540 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×400
55069542 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø9.5×420
55061030 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×300
55061032 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×320
55061034 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×340
55061036 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×360
55061038 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×380
55061040 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×400
55061042 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø10×420
55061130 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×300
55061132 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×320
55061134 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×340
55061136 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×360
55061138 Ramic intramedullary nail system-Femoral Nail -II Ramic R,Ø11×380
55061140 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×400
55061142 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø11×420
55061230 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×300
55061232 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×320
55061234 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×340
55061236 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×360
55061238 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×380
55061240 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×400
55061242 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×420
55061244 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×440
55061246 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø12×460

55061330 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×300
55061332 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×320
55061334 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×340
55061336 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×360
55061338 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×380
55061340 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×400
55061342 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×420
55061344 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×440
55061346 Ramic II-Clavo Endomedular Ramic II para Fémur Der. Ø13×460

55080060 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×60
55080065 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×65
55080070 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×70
55080075 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×75
55080080 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×80
55080085 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×85
55080090 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×90

55080095 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×95
55080100 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×100
55080105 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×105
55080110 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×110
55080115 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×115
55080120 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×120
55080125 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×125
55080130 Ramic II-Tornillo Femoral Ramic II Ø6.5×130
55108026 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×260

55108028 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×280
55108030 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×300
55108032 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×320
55108034 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×340
55108036 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×360
55108038 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×380
55108040 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×400
55108042 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×420
55108044 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×440
55108046 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.0×460
55108526 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×260
55108528 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×280
55108530 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×300
55108532 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×320
55108534 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×340
55108536 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×360
55108538 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×380
55108540 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×400
55108542 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×420
55108544 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×440
55108546 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø8.5×460
55109026 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×260
55109028 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×280
55109030 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×300
55109032 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×320
55109034 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×340

55109036 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×360
55109038 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×380
55109040 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×400
55109042 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×420
55109044 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×440
55109046 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×460
55101026 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×260
55101028 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×280

55101030 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×300
55101032 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×320
55101034 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×340
55101036 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×360
55101038 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×380
55101040 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×400
55101042 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×420
55101044 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×440
55101046 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×460
55101126 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×260
55101128 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×280
55101130 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×300
55101132 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×320
55101134 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×340
55101136 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×360
55101138 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×380
55101140 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×400

55101142 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×420

55101144 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×440

55101146 Ramic-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×460

55115031 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×31

55115035 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×35

55115039 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×39

55115043 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×43

55115047 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×47

55115051 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×51

55115055 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×55

55115059 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×59

55115063 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×63

55115067 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×67

55115071 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×71

55115075 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×75

55115079 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×79

55115083 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×83

55115087 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×87

55115091 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×91

55115095 Ramic-Tornillo de Bloqueo Condilar para Clavo Tibial Ø5.0×95

55124220 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×20

55124222 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×22

55124224 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×24

55124226 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×26

55124228 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×28

55124230 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×30

55124232 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×32
55124234 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×34
55124236 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×36
55124238 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×38
55124240 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×40
55124242 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×42
55124244 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×44
55124246 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×46
55124248 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×48
55124250 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×50
55124252 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×52
55124254 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×54
55124256 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×56
55124258 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×58
55124260 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×60
55124262 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×62
55124264 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×64
55124266 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×66
55124268 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×68
55124270 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×70
55124272 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×72
55124274 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×74
55124276 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×76
55124278 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×78
55124280 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø4.2×80

55125024 Ramic-Tornillo de Bloqueo A Para Clavo de Tibia Ø5.0×24
55125026 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×26
55125028 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×28
55125030 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×30
55125032 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×32
55125034 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×34
55125036 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×36
55125038 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×38
55125040 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×40
55125042 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×42
55125044 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×44
55125046 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×46
55125048 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×48
55125050 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×50
55125052 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×52
55125054 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×54
55125056 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×56
55125058 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×58
55125060 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×60
55125062 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×62
55125064 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×64
55125066 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×66
55125068 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×68
55125070 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×70
55125072 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×72
55125074 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×74

55125076 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×76
55125078 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×78
55125080 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×80
55125085 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×85
55125090 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×90
55125095 Ramic-Tornillo de Bloqueo A para Clavo de Tibia Ø5.0×95
55134218 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×18
55134220 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×20
55134222 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×22
55134224 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×24
55134226 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×26
55134228 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×28
55134230 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×30
55134232 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×32
55134234 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×34
55134236 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×36
55134238 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×38
55134240 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×40
55134242 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×42
55134244 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×44
55134246 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×46
55134248 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×48
55134250 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×50
55134252 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×52
55134254 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×54
55134256 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×56

55134258 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×58
55134260 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×60
55134262 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×62
55134264 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×64
55134266 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×66
55134268 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×68
55134270 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×70
55134272 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×72
55134274 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×74
55134276 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×76

55134278 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×78
55134280 Ramic-Tornillo de Bloqueo B para Clavo de Tibia Ø4.2×80
55140000 Ramic-Tapon final para Clavo de Tibia 0
55140005 Ramic-Tapon final para Clavo de Tibia 5
55140010 Ramic-Tapon final para Clavo de Tibia 10
55140015 Ramic-Tapon final para Clavo de Tibia 15

55159026 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×260
55159028 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×280
55159030 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×300
55159032 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×320
55159034 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×340
55159036 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×360
55159038 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×380
55159040 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×400
55159042 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×420

55159044 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×440
55159046 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×460
55151026 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×260
55151028 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×280
55151030 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×300
55151032 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×320
55151034 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×340
55151036 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×360
55151038 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×380
55151040 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×400
55151042 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×420
55151044 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×440
55151046 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø10×460
55151126 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×260
55151128 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×280
55151130 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×300
55151132 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×320
55151134 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×340
55151136 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×360
55151138 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×380
55151140 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×400
55151142 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×420
55151144 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×440
55151146 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø11×460
55209018 Ramic II-Clavo Endomedular para Tibia Ø9.0×180
55209020 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×200

55209022 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×220

55209024 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×240

55209026 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×260

55209028 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×280

55209030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×300

55209032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×320

55209034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×340

55209036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×360

55209038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×380

55209040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×400

55209042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.0×420

55209518 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×180

55209520 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×200

55209522 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×220

55209524 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×240

55209526 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×260

55209528 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×280

55209530 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×300

55209532 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×320

55209534 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×340

55209536 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×360

55209538 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×380

55209540 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×400

55209542 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø9.5×420

55201018 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×180

55201020 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×200
55201022 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×220
55201024 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×240
55201026 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×260
55201028 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×280
55201030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×300
55201032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×320
55201034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×340
55201036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×360
55201038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×380
55201040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×400
55201042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø10×420
55201118 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×180
55201120 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×200
55201122 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×220
55201124 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×240
55201126 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×260
55201128 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×280
55201130 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×300
55201132 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×320

55201134 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×340
55201136 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×360
55201138 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×380
55201140 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×400
55201142 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø11×420

55201218 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×180
55201220 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×200
55201222 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×220
55201224 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×240
55201226 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×260
55201228 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×280
55201230 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×300
55201232 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×320
55201234 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×340
55201236 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×360
55201238 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×380
55201240 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×400
55201242 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø12×420
55201318 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×180
55201320 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×200
55201322 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×220
55201324 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×240
55201326 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×260
55201328 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×280
55201330 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×300
55201332 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×320
55201334 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×340
55201336 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×360
55201338 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×380
55201340 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×400
55201342 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Distal Ø13×420

55215026 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×26
55215028 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×28
55215030 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×30
55215032 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×32
55215034 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×34
55215036 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×36
55215038 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×38
55215040 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×40
55215042 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×42
55215044 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×44
55215046 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×46
55215048 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×48

55215050 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×50
55215052 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×52
55215054 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×54
55215056 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×56
55215058 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×58
55215060 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×60
55215062 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×62
55215064 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×64
55215066 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×66
55215068 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×68
55215070 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×70
55215072 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×72
55215074 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×74

55215076 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×76
55215078 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×78
55215080 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×80
55215085 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×85
55215090 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×90
55215095 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Fémur Distal Ø5.0×95
55220000 Ramic-Tapón Final para Clavo de Fémur Distal
55309017 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.0×170
55309020 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.0×200
55309024 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.0×240
55309517 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.5×170
55309520 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.5×200
55309524 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.5×240
55301017 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×170
55301020 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×200
55301024 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×240
55301117 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×170
55301120 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×200
55301124 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×240
55301217 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×170
55301220 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×200
55301224 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×240
55301317 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø13×170
55301320 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø13×200
55301324 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø13×240
55309026 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.0×300

55309029 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.0×320
55309032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.0×340
55309035 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.0×360
55309038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.0×380

55309041 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.0×400
55309044 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.0×420
55309530 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.5×300
55309532 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.5×320
55309534 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.5×340
55309536 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.5×360
55309538 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.5×380
55309540 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.5×400
55309542 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø9.5×420

55301030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×300
55301032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×320
55301034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×340
55301036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×360
55301038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×380
55301040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×400
55301042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø10×420

55301130 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×300
55301132 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×320
55301134 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×340
55301136 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×360
55301138 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×380

55301140 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×400
55301142 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø11×420
55301230 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×300
55301232 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×320
55301234 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×340
55301236 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×360
55301238 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×380
55301240 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×400
55301242 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×420
55301244 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×440
55301246 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø12×460
55301330 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø13×300
55301332 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø13×320
55301334 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø13×340
55301336 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø13×360
55301338 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø13×380
55301340 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø13×400
55301342 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø13×420
55301344 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø13×440
55301346 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Izq., Ø13×460
55319026 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der., Ø9.0×300
55319029 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der., Ø9.0×320

55319032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der., Ø9.0×340
55319035 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der., Ø9.0×360
55319038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der., Ø9.0×380

55319041 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.0×400
55319044 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.0×420
55319530 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×300
55319532 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×320
55319534 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×340
55319536 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×360
55319538 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×380
55319540 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×400
55319542 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø9.5×420
55311030 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×300
55311032 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×320
55311034 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×340
55311036 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×360
55311038 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×380
55311040 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×400
55311042 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø10×420
55311130 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×300
55311132 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×320
55311134 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×340
55311136 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×360
55311138 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×380
55311140 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×400
55311142 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø11×420
55311230 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×300
55311232 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×320
55311234 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×340

55311236 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×360
55311238 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×380
55311240 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×400
55311242 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×420
55311244 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×440
55311246 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø12×460
55311330 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×300
55311332 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×320
55311334 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×340
55311336 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×360
55311338 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×380
55311340 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×400
55311342 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×420
55311344 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×440

55311346 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Der.,Ø13×460
55309017 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø9.0x170
55301017 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10x170
55301117 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11x170
55301217 Ramic-Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12x170
55320070 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 70
55320075 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 75
55320080 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 80
55320085 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 85
55320090 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 90
55320095 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 95

55320100 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 100
55320105 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 105
55320110 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 110
55320115 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 115
55320120 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 120
55320125 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera A 125
55350000 Ramic-Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 0
55350005 Ramic-Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 5
55350010 Ramic-Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 10
55350015 Ramic-Tapón Final para Clavo Femoral Proximal 15
55360070 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 70
55360075 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 75
55360080 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 80
55360085 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 85
55360090 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 90
55360095 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 95
55360100 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 100
55360105 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 105
55360110 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 110
55360115 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 115
55360120 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 120
55360125 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera B 125
55370000 Ramic-Tornillo de Fijación
55329070 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 70
55329075 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 75
55329080 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 80

55329085 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 85
55329090 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 90
55329095 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 95
55329100 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 100
55329105 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 105
55329110 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 110

55329115 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 115
55329120 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 120
55329125 Ramic-Tornillo de Compresión de Cadera Perforado A 125

55407016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7 \times 160$
55407018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7 \times 180$
55407020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7 \times 200$
55407022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7 \times 220$
55407024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7 \times 240$
55407026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7 \times 260$
55407028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7 \times 280$
55407030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7 \times 300$
55407516 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7.5 \times 160$
55407518 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7.5 \times 180$
55407520 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7.5 \times 200$
55407522 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7.5 \times 220$
55407524 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7.5 \times 240$
55407526 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7.5 \times 260$
55407528 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7.5 \times 280$
55407530 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq., $\varnothing 7.5 \times 300$

55408016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×160
55408018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×180
55408020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×200
55408022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×220
55408024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×240
55408026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×260
55408028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×280
55408030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8×300
55408516 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×160
55408518 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×180
55408520 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×200
55408522 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×220
55408524 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×240
55408526 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×260
55408528 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×280
55408530 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø8.5×300
55409016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×160
55409018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×180
55409020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×200
55409022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×220
55409024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×240
55409026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×260
55409028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×280
55409030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Izq.,Ø9×300
55417016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×160
55417018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×180

55417020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×200
55417022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×220
55417024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×240
55417026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×260
55417028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×280
55417030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7×300
55417516 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×160
55417518 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×180
55417520 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×200
55417522 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×220
55417524 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×240
55417526 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×260
55417528 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×280
55417530 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø7.5×300
55418016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×160
55418018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×180
55418020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×200
55418022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×220
55418024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×240
55418026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×260
55418028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×280
55418030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8×300
55418516 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×160
55418518 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×180
55418520 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×200
55418522 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×220

55418524 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×240
55418526 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×260
55418528 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×280
55418530 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø8.5×300
55419016 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×160
55419018 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×180
55419020 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×200
55419022 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×220
55419024 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×240
55419026 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×260
55419028 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×280
55419030 Ramic-Clavo Endomedular para Húmero Der.,Ø9×300
55423518 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×18
55423520 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×20
55423522 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×22
55423524 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×24

55423526 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×26
55423528 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×28
55423530 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×30
55423532 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×32
55423534 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×34
55423536 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×36
55423538 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×38
55423540 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×40
55423542 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×42

55423544 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×44
55423546 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×46
55423548 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×48
55423550 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×50
55423552 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×52
55423554 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×54
55423556 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×56
55423558 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×58
55423560 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø3.5×60
55424018 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×18
55424020 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×20
55424022 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×22
55424024 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×24
55424026 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×26
55424028 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×28
55424030 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×30
55424032 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×32
55424034 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×34
55424036 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×36
55424038 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×38
55424040 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×40
55424042 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×42
55424044 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×44
55424046 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×46
55424048 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×48
55424050 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×50

55424052 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×52
55424054 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×54
55424056 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×56
55424058 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×58
55424060 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo Humeral Ø4.0×60
55430000 Ramic- Tapón Final para Clavo de Húmero 0
55430002 Ramic- Tapón Final para Clavo de Húmero 2
55430004 Ramic- Tapón Final para Clavo de Húmero 4

55503018 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3×180
55503020 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3×200
55503022 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3×220
55503024 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3×240
55503026 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3×260
55503618 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3.6×180
55503620 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3.6×200
55503622 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3.6×220
55503624 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3.6×240
55503626 Ramic- Clavo Endomedular para Cúbito Ø3.6×260
55513016 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3×160
55513018 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3×180
55513020 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3×200
55513022 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3×220
55513616 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3.6×160
55513618 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3.6×180
55513620 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3.6×200

55513622 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Izq.,Ø3.6×220
55523016 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3×160
55523018 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3×180
55523020 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3×200
55523022 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3×220
55523616 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3.6×160
55523618 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3.6×180
55523620 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3.6×200
55523622 Ramic-Clavo Endomedular para Radio Der.,Ø3.6×220
55533510 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×10
55533512 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×12
55533514 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×14
55533516 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×16
55533518 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×18
55533520 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×20
55533522 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×22
55533524 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×24
55533526 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×26
55533528 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×28
55533530 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×30
55533532 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×32
55533534 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×34
55533536 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×36
55533538 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×38
55533540 Ramic-Tornillo de Bloqueo para Clavo de Radio/Cúbito Ø3.5×40
55540000 Ramic- Tapon Final para Clavo de Radio/Cúbito

56211530 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø1.5×300

56212044 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø2×440

56212544 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø2.5×440

56213044 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø3×440

56213544 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø3.5×440

56214044 Ramic- Clavo Endomedular Elástico Ø4×440

56220000 Ramic-Tapon Final para Clavo Elástico

56101020 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×200

56101022 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×220

56101024 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø10×240

56101120 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×200

56101122 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×220

56101124 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø11×240

56101220 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×200

56101222 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×220

56101224 Ramic III- Clavo Endomedular para Fémur Proximal Ø12×240

56120070 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 70

56120075 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 75

56120080 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 80

56120085 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 85

56120090 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 90

56120095 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 95

56120100 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 100

56120105 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 105

56120110 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 110

56120115 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 115
56120120 Ramic III- Tornillo de Compresión de Cadera x 120
56130026 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×26
56130028 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×28
56130030 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×30
56130032 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×32
56130034 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×34
56130036 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×36
56130038 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×38
56130040 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×40
56130042 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×42
56130044 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×44
56130046 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×46
56130048 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×48
56130050 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×50
56130052 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×52
56130054 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×54
56130056 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×56

56130058 Ramic III-Tornillo de Bloqueo Femoral A Ø5.0×58
56140000 Ramic III-Tuerca
56150000 Ramic III-Tapón Final para Clavo Ramic III 0
56150005 Ramic III-Tapón Final para Clavo Ramic III 5
56150010 Ramic III-Tapón Final para Clavo Ramic III 10
56150015 Ramic III-Tapón Final para Clavo Ramic III 15
56160000 Ramic III-Tornillo de Fijación

Período de vida útil: No Aplica

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biotecnológico: No Aplica.

Forma de presentación: Por Unidad, No esteril.

Método de esterilización: No Aplica

Nombre del fabricante:

JIANGSU TRAUHUI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

Lugar de elaboración:

Nro. 2 Longqing Rd., Wujin Hi-tech Zone, 213168 Changzhou, Jiangsu, R. P. China.

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM-2479-5, con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

Expediente N° 1-47-3110-5014-20-5