



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-000479-24-8

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-000479-24-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones B. BRAUN MEDICAL S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca B Braun nombre descriptivo Sutura quirúrgica trenzada absorbible de poliglactina 910 y recubierta de diacetato de clorhexidina y nombre técnico Suturas, de Otro Tipo , de acuerdo con lo solicitado por B. BRAUN MEDICAL S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento GEDO N° IF-2024-67918356-APN-INPM#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 669-390 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTÍCULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 669-390

Nombre descriptivo: Sutura quirúrgica trenzada absorbible de poliglactina 910 y recubierta de diacetato de clorhexidina

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-255 Suturas, de Otro Tipo

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): B Braun

Modelos:

B1058449 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 5X70CM DDP
B1058450 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 5X70CM DDP
B1058647 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 6X45CM DDP
B1058649 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 6X45CM DDP
B1058650 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 6X45CM DDP
B1058667 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 12X45CM DDP
B1058669 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 12X45CM DDP
B1058670 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 12X45CM DDP
B1059449 NOVOSYN CHD UNDYED 1 (4) 5X70CM DDP
B1068020 NOVOSYN CHD VIO 1(4)150CM HR48 LOP(M)DDP
B1068074 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR76(M)DDP
B1068141 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)90CM HRC37(M)DDP
B1068142 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HRC37(M)DDP
B1068143 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HRC37 (M)DDP
B1068183 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR70 (M) DDP
B1068278 NOVOSYN CHD VIO 2/0 150CMHS37S/HR37SMDDP
B1068350 NOVOSYN CHD VIO 1(4)150CM HR40S LOOPMDDP
B1068380 NOVOSYN CHD VIO 1(4)150CM HR60 LOOPMDDP
B1068461 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)90CM HS48(M)DDP
B1068462 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS48 (M) DDP
B1068463 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 90CM HS48(M)DDP
B1068486 NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5) 90CM HS40(M)DDP
B1068487 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS40 (M) DDP
B1068488 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 90CM HS40(M)DDP
B1068496 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)90CM HS37(M)DDP
B1068497 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 90CM HS37(M)DDP
B1068498 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 90CM HS37(M)DDP
B1068552 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)90CM HR37(M)DDP
B1068553 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 90CM HR37(M)DDP
B1068555 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)120CM HR40S(M)DDP
B1068556 NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5)90CM HR40S(M)DDP
B1068557 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR40S (M)DDP
B1068558 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HR40S (M)DDP
B1068561 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)90CM HR48(M)DDP
B1068562 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 90CM HR48(M)DDP
B1068563 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 90CM HR48(M)DDP
B1068573 NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5)90CM HRC48(M)DDP
B1068574 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4) 90CM HRC48(M)DDP
B1068575 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HRC48 (M)DDP
B1068577 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HR37SS(M)DDP
B1068579 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HR76 (M)DDP
B1068582 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)90CM HS37S(M)DDP
B1068583 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS37S (M)DDP
B1068586 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM HS40S(M)DDP
B1068587 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS40S (M)DDP
B1068588 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HS40S (M)DDP

B1068597 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HR37S (M)DDP
B1068598 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HR37S (M)DDP
B1068599 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HS37S (M)DDP
B1068618 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)90CM HRN35(M)DDP
B1068619 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4)90CM HRN35(M)DDP
B1068637 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4) 90CM HRN40(M)DDP
B1068639 NOVOSYN CHD VIO 1 (4) 90CM HR65 (M) DDP
B1068640 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5) 90CM HR65(M) DDP
B1068646 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HR30SS(M)DDP
B1068664 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HRN50 (M)DDP
B1068847 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 90CM HR43(M)DDP
B1068848 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 90CM HR43(M)DDP
B1068895 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM HRC37S(M)DDP
B1068897 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 90CM HRC37S(M)DDP
B1068956 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM HR37S(M)DDP
B1068982 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HRC43S(M)DDP
B1068983 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HRC43S(M)DDP
B1068987 NOVOSYN CHD VIO 1(4)150CM HRC48 LOOPMDDP
B1069363 NOVOSYN CHD UNDYED 1 (4) 90CM HS48(M)DDP
B1069364 NOVOSYN CHD UNDYED 2 (5) 90CM HS48(M)DDP
B1069557 NOVOSYN CHD UNDYED 1 (4)90CM HR40S(M)DDP
B1069558 NOVOSYN CHD UNDYED 2(5)90CM HR40S (M)DDP
B1069561 NOVOSYN CHD UNDYED 0(3,5)90CM HR48(M)DDP
B1069562 NOVOSYN CHD UNDYED 1(4)90CM HR48 (M) DDP
B1069563 NOVOSYN CHD UNDYED 2(5)90CM HR48 (M) DDP
B1069596 NOVOSYN CHD UNDY 0 (3,5)90CM HR37S(M)DDP
B1069597 NOVOSYN CHD UNDYED 1(4)90CM HR37S (M)DDP
B1088641 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X70CM HR26TOMDDP
B1088642 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X70CM HR26TOMDDP
B1088661 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X70CM HR30TOMDDP
B1088667 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR40STO(MDDP
B1088668 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X70CM HR40STO(MDDP
B1088691 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)4X70CM HR26STOMDDP
B1088692 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR26STO(MDDP
B1088693 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X70CM HR26STO(MDDP
B1088697 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR37STOMDDP
B1088698 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X70CM HR37STO(MDDP
B1088767 NOVOSYN CHD VIO 1(4)4X45CM HR40STO(M)DDP
B1088791 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)4X45CM HR26STOMDDP
B1088792 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X45CM HR26STO(MDDP
B1088793 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X45CM HR26STO(MDDP
B1088796 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)4X45CM HR37STOMDDP
B1088797 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X45CM HR37STO(MDDP
B1088798 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X45CM HR37STO(MDDP
B1088803 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR30SSTOMDDP
B1089718 NOVOSYN CHD UN 0(3,5)4X45CM HS37SSTOMDDP

C1058204 NOVOSYN CHD VIOLET 4/0 (1,5) 140CM DDP
C1058205 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 140CM DDP
C1058207 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 140CM DDP
C1058208 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 140CM DDP
C1058209 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 140CM DDP
C1058210 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 140CM DDP
C1058405 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 2X70CM DDP
C1058406 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 2X70CM DDP
C1058407 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 2X70CM DDP
C1058409 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 2X70CM DDP
C1058410 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 2X70CM DDP
C1058444 NOVOSYN CHD VIOLET 4/0 (1,5) 5X70CM DDP
C1058445 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 5X70CM DDP
C1058446 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 5X70CM DDP
C1058447 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 5X70CM DDP
C1058624 NOVOSYN CHD VIOLET 4/0 (1,5) 3X45C DDP
C1058625 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 3X45CM DDP
C1058626 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 3X45CM DDP
C1058627 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 3X45CM DDP
C1058629 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 3X45CM DDP
C1058630 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 3X45CM DDP
C1058644 NOVOSYN CHD VIOLET 4/0 (1,5) 6X45CM DDP
C1058645 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 6X45CM DDP
C1058646 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 6X45CM DDP
C1058664 NOVOSYN CHD VIOLET 4/0 (1,5) 12X45CM DDP
C1058665 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 12X45CM DDP
C1058666 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 12X45CM DDP
C1059205 NOVOSYN CHD UNDYED 3/0 (2) 140CM DDP
C1059207 NOVOSYN CHD UNDYED 2/0 (3) 140CM DDP
C1059208 NOVOSYN CHD UNDYED 0 (3,5) 140CM DDP
C1059446 NOVOSYN CHD UNDYED 2/0 (3) 5X70CM DDP
C1059447 NOVOSYN CHD UNDYED 0 (3,5) 5X70CM DDP
C1059625 NOVOSYN CHD UNDYED 3/0 (2) 3X45CM DDP
C1059626 NOVOSYN CHD UNDYED 2/0 (3) 3X45CM DDP
C1059645 NOVOSYN CHD UNDYED 3/0 (2) 6X45CM DDP
C1059646 NOVOSYN CHD UNDYED 2/0 (3) 6X45CM DDP
C1059665 NOVOSYN CHD UNDYED 3/0 (2) 12X45CM DDP
C1059666 NOVOSYN CHD UNDYED 2/0 (3) 12X45Cm DDP
C1068007 NOVOSYN CHD VIOLET 5/0(1)70CM HR13(M)DDP
C1068008 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR13(M)DDP
C1068012 NOVOSYN CHD VIOLET 5/0(1)70CM HR17(M)DDP
C1068013 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR17(M)DDP
C1068014 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR17(M)DDP
C1068015 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HR17(M)DDP
C1068017 NOVOSYN CHD VIO 2/0(3) 90CM HRC37S(M)DDP
C1068018 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HRC37S(M)DDP

C1068019 NOVOSYN CHD VIO 5/0(1)45CM HR13F(M)DDP
C1068029 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR22(M)DDP
C1068030 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR22(M)DDP
C1068031 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HR22(M)DDP
C1068036 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM HR22S(M)DDP
C1068037 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR22S(M)DDP
C1068038 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR22S(M) DDP
C1068039 NOVOSYN CHD VIOLET 5/0(1)70CM HR26(M)DDP
C1068040 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR26(M)DDP
C1068041 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR26(M)DDP
C1068042 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR26(M)DDP
C1068043 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR26(M)DDP
C1068044 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR26 (M) DDP
C1068045 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)70CM HR30 (M) DDP
C1068046 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0(2)70CM HR30(M)DDP
C1068047 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR30(M)DDP
C1068048 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR30(M)DDP
C1068049 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR30 (M) DDP
C1068050 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0(2)70CM HR37(M)DDP
C1068051 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR37(M)DDP
C1068052 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR37(M)DDP
C1068053 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR37 (M) DDP
C1068054 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)70CM HR37 (M) DDP
C1068055 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HR40S(M)DDP
C1068056 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR40S(M)DDP
C1068057 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR40S (M)DDP
C1068058 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR40S (M)DDP
C1068060 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HR48(M)DDP
C1068061 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HR48(M)DDP
C1068062 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR48 (M) DDP
C1068063 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR48 (M) DDP
C1068065 NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5) 70CM HR60 (M) DDP
C1068066 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR60 (M) DDP
C1068068 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR60 (M) DDP
C1068081 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC17 (M)DDP
C1068089 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HR26S(M)DDP
C1068090 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HR26S(M)DDP
C1068091 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR26S(M)DDP
C1068092 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR26S (M)DDP
C1068093 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR26S (M)DDP
C1068094 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HR37S(M)DDP
C1068095 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HR37S(M)DDP
C1068096 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR37S(M)DDP
C1068097 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4)70CM HR37S (M) DDP
C1068098 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR37S (M)DDP
C1068100 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR26SS(M)DDP

C1068111 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM HR13SS(M)DDP
C1068116 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR17S(M)DDP
C1068118 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR17S (M)DDP
C1068123 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR37SS(M)DDP
C1068124 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DRC18(MDDP
C1068128 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)70CM DRC18(M)DDP
C1068131 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM DRC26(M)DDP
C1068134 NOVOSYN CHD VIO 5/0 (1) 45CM DR12 (M) DDP
C1068139 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)90CM HRC37(M)DDP
C1068140 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HRC37(M)DDP
C1068150 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DR18(M)DDP
C1068151 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DR18(M)DDP
C1068160 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DR22(M)DDP
C1068165 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DR26(M)DDP
C1068170 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DR32(M)DDP
C1068171 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DR32(M)DDP
C1068172 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM DR32(M)DDP
C1068173 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM DR32 (M) DDP
C1068185 NOVOSYN CHD VIO 2/0 (3) 90CM GR51 (M)DDP
C1068212 NOVOSYN CHD VIOL 5/0 (1) 45CM DS16(M)DDP
C1068213 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)45CM DS16(M)DDP
C1068219 NOVOSYN CHD VIOL 5/0 (1)45CM DS19 (M)DDP
C1068220 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)45CM DS19(M)DDP
C1068221 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 45CM DS19(M)DDP
C1068225 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)45CM HS21(M)DDP
C1068230 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 45CM HS23(M)DDP
C1068234 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DS24(M)DDP
C1068235 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS24(M)DDP
C1068236 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DS24(M)DDP
C1068237 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM DS24(M)DDP
C1068241 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HS26(M)DDP
C1068242 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HS26(M)DDP
C1068243 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HS26(M)DDP
C1068246 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS30(M)DDP
C1068247 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DS30(M)DDP
C1068248 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM DS30(M)DDP
C1068249 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM DS30 (M) DDP
C1068251 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HS30(M)DDP
C1068252 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HS30(M)DDP
C1068253 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HS30 (M) DDP
C1068261 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HS48(M)DDP
C1068262 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HS48 (M) DDP
C1068265 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM GS60(M)DDP
C1068266 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM GS60(M)DDP
C1068267 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HS40S(M)DDP
C1068268 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HS40S(M)DDP

C1068269 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4)70CM HS40S (M) DDP
C1068290 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HS26S(M)DDP
C1068291 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HS26S(M)DDP
C1068292 NOVOSYN CHD VIO 1 (4) 70CM HS26S (M) DDP
C1068294 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HS37S(M)DDP
C1068296 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HS37S(M)DDP
C1068297 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HS37S (M)DDP
C1068298 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HS37S (M)DDP
C1068304 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM DRC32(M)DDP
C1068313 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HRC17(MDDP
C1068314 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HRC17(M)DDP
C1068316 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC17(M)DDP
C1068325 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HRC22(MDDP
C1068326 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HRC22(M)DDP
C1068331 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HRC22(M)DDP
C1068335 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HRC26(M)DDP
C1068336 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HRC26(M)DDP
C1068343 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC26(M)DDP
C1068362 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC37(M)DDP
C1068371 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC30(M)DDP
C1068372 NOVOSYN CHD VIO 2/0 (3) 70CM HRC30 (M)DDP
C1068374 NOVOSYN CHD VIO 1 (4) 70CM HRC30 (M) DDP
C1068408 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM JR36SS(M)DDP
C1068414 NOVOSYN CHD VIO 3/0 (2) 70CM FR26 (M) DDP
C1068415 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM FR26(M)DDP
C1068416 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM FR26(M)DDP
C1068417 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM FR26 (M) DDP
C1068419 NOVOSYN CHD VIOL 5/0 (1) 70CM DS19(M)DDP
C1068420 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DS19(M)DDP
C1068421 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS19(M)DDP
C1068422 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DS19(M)DDP
C1068425 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM FR36(M)DDP
C1068426 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM FR36(M)DDP
C1068430 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HS23(M)DDP
C1068431 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HS23(M)DDP
C1068436 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DR12(M)DDP
C1068441 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM HRC26S(M)DDP
C1068447 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3) 90CM HR30 (M)DDP
C1068466 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)90CM HR40S(M)DDP
C1068467 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)90CM HR40S(M)DDP
C1068475 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM JR30(M) DDP
C1068476 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM JRC30S(M)DDP
C1068478 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM JR40S (M)DDP
C1068490 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM FR40(M)DDP
C1068494 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 90CM HS37(M)DDP
C1068495 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HS37(M)DDP

C1068508 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DS12(M)DDP
C1068512 NOVOSYN CHD VIOL 5/0 (1) 70CM DS16(M)DDP
C1068513 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DS16(M)DDP
C1068514 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS16(M)DDP
C1068518 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRN35(M)DDP
C1068519 NOVOSYN CHD VIO 1 (4) 70CM FR36 (M) DDP
C1068540 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)90CM HR26(M)DDP
C1068541 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 90CM HR26(M)DDP
C1068542 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR26(M)DDP
C1068543 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 90CM HR26(M)DDP
C1068544 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR26 (M) DDP
C1068548 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR30S(M)DDP
C1068549 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR30S (M)DDP
C1068550 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 90CM HR37(M)DDP
C1068551 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR37(M)DDP
C1068560 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR48(M)DDP
C1068580 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR26SS(M)DDP
C1068585 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HS40S(M)DDP
C1068590 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HR26S(M)DDP
C1068591 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)90CM HR26S(M)DDP
C1068592 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR26S(M)DDP
C1068595 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HR37S(M)DDP
C1068596 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S (M) DDP
C1068613 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 90CM HR26S (M)DDP
C1068624 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)45CM DSMP13MDDP
C1068627 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC43S(M)DDP
C1068628 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HRC43S(M)DDP
C1068820 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)90CM 2XFR26(M)DDP
C1068827 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)70CM DRC22(M)DDP
C1068828 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM 2XFR26(M)DDP
C1068842 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM HRC37S(M)DDP
C1068843 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM HRC37S(M)DDP
C1068844 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC37S(M)DDP
C1068901 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)90CM 2XHR26(M)DDP
C1068902 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)90CM 2XHR26(M)DDP
C1068909 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC40(M)DDP
C1068946 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HR43(M)DDP
C1068947 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR43 (M) DDP
C1068948 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR43 (M) DDP
C1068955 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)90CM HR37S(M)DDP
C1068960 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC40S(M)DDP
C1068963 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC48(M)DDP
C1068964 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC48 (M)DDP
C1069007 NOVOSYN CHD UNDY 5/0 (1) 70CM HR13(M)DDP
C1069012 NOVOSYN CHD UNDY 5/0 (1) 70CM HR17(M)DDP
C1069013 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(M)DDP

C1069014 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM HR17(M)DDP
C1069016 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM HS21(M)DDP
C1069029 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)DDP
C1069041 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM HR26(M)DDP
C1069042 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3) 70CM HR26(M)DDP
C1069051 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3) 70CM HR37(M)DDP
C1069090 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3)70CM HR26S(M)DDP
C1069091 NOVOSYN CHD UNDY 0 (3,5)70CM HR26S(M)DDP
C1069095 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3)70CM HR37S(M)DDP
C1069096 NOVOSYN CHD UNDY 0 (3,5)70CM HR37S(M)DDP
C1069099 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2)70CM HR37S(M)DDP
C1069207 NOVOSYN CHD UNDY 5/0 (1) 45CM DS12(M)DDP
C1069208 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DS12(M)DDP
C1069213 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DS16(M)DDP
C1069219 NOVOSYN CHD UNDY 5/0 (1) 45CM DS19(M)DDP
C1069220 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DS19(M)DDP
C1069221 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 45CM DS19(M)DDP
C1069234 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)DDP
C1069235 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM DS24(M)DDP
C1069236 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3) 70CM DS24(M)DDP
C1069246 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM DS30(M)DDP
C1069247 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3) 70CM DS30(M)DDP
C1069248 NOVOSYN CHD UNDY 0 (3,5) 70CM DS30(M)DDP
C1069265 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM GS60(M)DDP
C1069267 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3) 70CM GS60(M)DDP
C1069280 NOVOSYN CHD UNDY 4/0 (1,5)70CM GS60(M)DDP
C1069290 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3)70CM HS26S(M)DDP
C1069419 NOVOSYN CHD UNDY 5/0 (1) 70CM DS19(M)DDP
C1069420 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM DS19(M)DDP
C1069421 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM DS19(M)DDP
C1069430 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM HS23(M)DDP
C1069444 NOVOSYN CHD UNDY 1 (4) 70CM HRC26S(M)DDP
C1069524 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP16MDDP
C1069525 NOVOSYN CHD UNDY 5/0(1)45CM DSMP16(M)DDP
C1069529 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP19MDDP
C1069530 NOVOSYN CHD UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(M)DDP
C1069531 NOVOSYN CHD UNDY 2/0(3)70CM DSMP19(M)DDP
C1069554 NOVOSYN CHD UNDY 2/0(3)70CM DSMP24(M)DDP
C1069556 NOVOSYN CHD UNDY 3/0(2)70CM DSMP24(M)DDP
C1069595 NOVOSYN CHD UNDY 2/0(3)90CM HR37S (M)DDP
C1069608 NOVOSYN CHD UNDY 5/0(1)45CM DSMP11(M)DDP
C1069619 NOVOSYN CHD UNDY 5/0(1)45CM DSMP13(M)DDP
C1069620 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP13MDDP
C1069629 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MDDP
C1069630 NOVOSYN CHD UNDY 3/0(2)45CM DSMP19(M)DDP
C1069656 NOVOSYN CHD UNDY 3/0(2)45CM DSMP24(M)DDP

C1069657 NOVOSYN CHD UNDY 2/0(3)45CM DSMP24(M)DDP
C1088036 NOVOSYN CHD VIO 2/0(3)4X45CM HRC26TOMDDP
C1088325 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 45CM HR22(M)DDP
C1088629 NOVOSYN CHD VIO4/0(1,5)4X70CM HR22TOMDDP
C1088630 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X70CM HR22TOMDDP
C1088713 NOVOSYN CHD VIO4/0(1,5)4X45CM HR17TOMDDP
C1088714 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X45CM HR17TOMDDP
C1088729 NOVOSYN CHD VIO4/0(1,5)4X45CM HR22TOMDDP
C1088730 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X45CM HR22TOMDDP
C1088731 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X45CM HR22TOMDDP
C1088741 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X45CM HR26TOMDDP
C1088742 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X45CM HR26TOMDDP
C1088770 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X45CM HR37TOMDDP
C1088790 NOVOSYN CHD VIO 2/0(3)4X45CM HR26STOMDDP
C1088794 NOVOSYN CHD VIO 3/0(2)4X45CM HR37STOMDDP
C1088795 NOVOSYN CHD VIO 2/0(3)4X45CM HR37STOMDDP
C1089680 NOVOSYN CHD UN 2/0(3)4X45CM HS23SSTOMDDP
G1058207 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 140CM DDP
G1068041 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR26(M)DDP
G1068042 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HR26(M)DDP
G1068043 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HR26(M)DDP
G1068062 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR48 (M) DDP
G1068092 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR26S (M)DDP
G1068143 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HRC37 (M)DDP
G1068235 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS24(M)DDP
G1068236 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DS24(M)DDP
G1068237 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM DS24(M)DDP
G1068241 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HS26(M)DDP
G1068242 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HS26(M)DDP
G1068290 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HS26S(M)DDP
G1068291 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HS26S(M)DDP
G1068297 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HS37S (M)DDP
G1068335 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HRC26(M)DDP
G1068336 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HRC26(M)DDP
G1068462 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS48 (M) DDP
G1068495 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HS37(M)DDP
G1068556 NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5)90CM HR40S(M)DDP
G1068557 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR40S (M)DDP
G1068587 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS40S (M)DDP
M1088103 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)8X45CM HR48TO(M)TD
M1088104 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)8X45CM HR48TO(M)TD
M1088116 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)8X45CM HR40STO(MTD
M1088117 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)8X45CM HR40STO(M)TD
M1088118 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)8X45CM HR40STO(M)TD
M1088137 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)8X45CM HR37STO(MTD
M1088138 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 8X45CM HR37S(M)TD

M1088170 NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X45CM HR26TOMTD
M1088171 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)8X45CM HR26TO(MTD
M1088172 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)8X45CM HR26TO(MTD
M1088177 NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X45CM HR22TOMTD
M1088178 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)8X45CM HR22TO(MTD
M1088185 NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X45CM HR17TOMTD
M1088191 NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X45CM HR13TOMTD
M1088213 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)8X70CM HR37STO(MTD
M1088219 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)8X70CM HR37TO(MTD
M1088239 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)8X70CM HR26TO(MTD
M1088241 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)8X70CM HR26TO(MTD
M1088255 NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X70CM HR17TOMTD
M1088295 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)8X45CM HRB40STOMTD
M1089117 NOVOSYN CHD UNDY 2/0(3)8X45CM HR26TO(MTD
X1058446 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 5X70CM DDP
X1058449 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 5X70CM DDP
X1058625 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 3X45CM DDP
X1058626 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 3X45CM DDP
X1058645 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 6X45CM DDP
X1058646 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 6X45CM DDP
X1058647 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 6X45CM DDP
X1058649 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 6X45CM DDP
X1058650 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 6X45CM DDP
X1058666 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 12X45CM DDP
X1068013 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR17(M)DDP
X1068029 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR22(M)DDP
X1068030 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR22(M)DDP
X1068041 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR26(M)DDP
X1068042 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR26(M)DDP
X1068043 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR26(M)DDP
X1068046 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0(2)70CM HR30(M)DDP
X1068047 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR30(M)DDP
X1068048 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR30(M)DDP
X1068051 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR37(M)DDP
X1068052 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR37(M)DDP
X1068057 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR40S (M)DDP
X1068095 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HR37S(M)DDP
X1068096 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR37S(M)DDP
X1068097 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4)70CM HR37S (M) DDP
X1068541 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 90CM HR26(M)DDP
X1068542 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR26(M)DDP
X1068551 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR37(M)DDP

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

La finalidad prevista de Novosyn® CHD es la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos. Novosyn® CHD está recubierta del antibacteriano diacetato de clorhexidina, que reduce el riesgo de fijación y colonización bacterianas en la sutura.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: no aplica

Forma de presentación: caja con: 4, 6,12, 24 o 36 unidades

Método de esterilización: Óxido de etileno

Nombre del fabricante:

B. BRAUN SURGICAL, S.A.

Lugar de elaboración:

CARRETERA DE TERRASSA, 121, 08191 - RUBÍ (BARCELONA) -ESPAÑA

N° 1-0047-3110-000479-24-8

N° Identificadorio Trámite: 56068

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta María
Date: 2024.07.02 16:56:25 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.07.02 16:56:27 -03:00

**ANEXO III.B INFORMACIONES DE LOS ROTULOS E INSTRUCCIONES DE USO DE PRODUCTOS
MEDICOS**

Modelo de Rótulo

IMPORTADOR:

B. Braun Medical S.A. / Uriburu 663 Piso 2º (1027) C.A.B.A.-Buschiazzo 336/346 (1611) Don Torcuato, Bs. As.

FABRICANTE:

B. BRAUN SURGICAL, S.A.

Carretera de Terrassa, 121, 08191 - Rubí (Barcelona) -

España / Spain

Nombre genérico: Sutura quirúrgica trenzada absorbible de poliglactina 910 y recubierta de diacetato de clorhexidina

Marca: B Braun

Modelo: **NOVOSYN CHD**

Artículo: XXXX

USP: X/(Xx)

MATERIAL CONSTITUTIVO: Sutura quirúrgica absorbible de poliglactina 910 con capa de diacetato de clorhexidina

CALIBRE: XX

LONGITUD: XX

TAMAÑO, FORMA, CALIBRE y PUNTA DE AGUJA: XXXX

Violeta Sin teñir

4 unidades 6 unidades 12 unidades 24 unidades 36 unidades



Director Técnico: Farm. Mariano Peralta M.N. 13430

Autorizado por la ANMAT PM-669-390

Condición de Uso: "Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias".

Novosyn[®] CHD

PGLA 90/10, chlorhexidine diacetate, braided, absorbable

HR65

1 met. 4

90 cm 36"

1/2 c ● 65mm Taper

VIOLET

Easyslide

CE 0123 UDI

LOT 122171

2025-04-25

MD 2022-04-25

REF **1068639**

B|BRAUN B. Braun Surgical, S.A. Rubí, Spain

Novosyn[®] CHD

Polyglactin 910, chlorhexidine diacetate coated, braided, absorbable surgical suture

B1068639

1 metric 4

90 cm (36")

HR65

1/2 c ● 65mm Taper

24 units

LOT 122252

2025-06-21

VIOLET

Easyslide NEEDLES

MD STERILE EO

B|BRAUN B. Braun Surgical, S.A. Ctra. de Ferrassa, 121 08101 Rubí, Spain.

3. INSTRUCCIONES DE USO

Modelo de Rótulo

IMPORTADOR:

B. Braun Medical S.A. / Uriburu 663 Piso 2º (1027) C.A.B.A.-Buschiazso 336/346 (1611) Don Torcuato, Bs. As.

FABRICANTE:

B. BRAUN SURGICAL, S.A.

Carretera de Terrassa, 121, 08191 - Rubí (Barcelona) -

España / Spain

Nombre genérico: Sutura quirúrgica trenzada absorbible de poliglactina 910 y recubierta de diacetato de clorhexidina

Marca: B Braun

Modelo: **NOVOSYN CHD**

Artículo: XXXXX

USP: X/(Xx)

CANTIDAD SUTURAS x LONGITUD: X x XXCM

MATERIAL CONSTITUTIVO: Sutura quirúrgica absorbible de poliglactina 910 con capa de diacetato de clorhexidina

CALIBRE: XX

LONGITUD: XX

TAMAÑO, FORMA, CALIBRE y PUNTA DE AGUJA: XXXX

Violeta Sin teñir

4 unidades 6 unidades 12 unidades 24 unidades 36 unidades



Director Técnico: Farm. Mariano Peralta M.N. 13430

Autorizado por la ANMAT PM-669-390

Condición de uso: "Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias".

3.2. Las prestaciones contempladas en el ítem 3 del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los Productos Médicos y los posibles efectos secundarios no deseados;

Descripción del producto

Novosyn® CHD es una sutura quirúrgica sintética reabsorbible, multifilar, trenzada y estéril, fabricada a partir de un copolímero que contiene un 90 % de ácido glicólico y un 10 % de ácido L-láctico (poliácido láctico-co-glicólico, PGLA 90/10). Novosyn® CHD está teñida violeta (colorante D&C Violet n.º 2 - C. I. 60725) para que sea reconocible, pero también se comercializa sin teñir en su color beige natural. Los hilos trenzados se tratan con un recubrimiento sintético reabsorbible que consiste en una mezcla a partes iguales de un copolímero (compuesto por ácidos glicólico y L-láctico) y estearato de calcio, para que la sutura se deslice fácilmente sin causar un efecto sierra.

Novosyn® CHD contiene un recubrimiento antimicrobiano de diacetato de clorhexidina no superior a 60 µg/m. Novosyn® CHD cumple todos los requisitos de la Farmacopea Europea (EP) y la Farmacopea de los Estados Unidos (USP), edición actual, para suturas sintéticas, reabsorbibles, estériles, excepto por un sobredimensionado del diámetro de la sutura.

La finalidad prevista de Novosyn® CHD es la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos. Novosyn® CHD está recubierta del antibacteriano diacetato de clorhexidina, que reduce el riesgo de fijación y colonización bacterianas en la sutura.

Las ventajas clínicas previstas de Novosyn® CHD son las siguientes:

- Novosyn® CHD ofrece soporte mecánico a medio plazo, durante al menos 4 semanas, para facilitar el proceso fisiológico de cicatrización de la herida.
- Novosyn® CHD está recubierta del antibacteriano diacetato de clorhexidina, que reduce el riesgo de fijación y colonización bacterianas en la sutura. Esto, en general, ayuda a disminuir las infecciones del lecho quirúrgico.

Indicaciones de uso

Novosyn® CHD no tiene una indicación en particular. Las indicaciones de uso están relacionadas con la finalidad prevista de aproximación y ligadura de tejidos blandos en las estructuras anatómicas, mediante un material de sutura sintético, reabsorbibles y trenzado.

Novosyn® CHD puede utilizarse en pacientes adultos y pediátricos (de más de 2 meses de edad) que no presenten ninguna contraindicación.

Está prevista para uso por profesionales sanitarios como los cirujanos, que estén cualificados y familiarizados con las técnicas quirúrgicas.

Modo de acción

Los materiales de sutura se usan principalmente para aproximar y mantener unidos los bordes de las heridas y facilitar su cicatrización sin problemas. Durante el uso de las suturas Novosyn® CHD puede aparecer una ligera reacción inflamatoria, que es típica de una reacción endógena a un cuerpo extraño. Con el paso del tiempo el material de sutura queda encapsulado por el tejido conjuntivo fibroso. Novosyn® CHD se metaboliza en ácido glicólico y ácido láctico por hidrólisis sin provocar ningún cambio duradero en la región de la herida. Cerca del 75 % de la resistencia a la tensión original se mantiene a los 14 días de la implantación, cerca del 50 % se mantiene pasados 21 días, y cerca del 25 %, después de 28 días.

La absorción de Novosyn® CHD es prácticamente completa a los 56-70 días, cuando el tejido tiene una perfusión normal. La eficacia del recubrimiento de diacetato de clorhexidina se evaluó en estudios in vitro y ha quedado patente que el diacetato de clorhexidina en las suturas de Novosyn® CHD inhibe su colonización por Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, S. aureus resistente a la

meticilina y *S. epidermidis* resistente a la metilina, que son microorganismos conocidos por ser responsables de infecciones del lecho quirúrgico. Los estudios microbiológicos realizados en cobayas demostraron que las suturas quirúrgicas con clorhexidina inhiben la colonización bacteriana de la sutura tras la exposición in vivo directa a bacterias (*S. aureus*).

Contraindicaciones

Las suturas Novosyn® CHD están contraindicadas para aplicaciones en las que sea necesario un apoyo prolongado del cierre de la herida con el material de sutura (p. ej., cirugía cardiovascular). También está contraindicada en cirugía oftálmica, otocirugía y también para el cierre de heridas de tejidos cardiovasculares y neurológicos.

Las suturas de Novosyn® CHD no deben usarse en pacientes con reacciones alérgicas conocidas al diacetato de clorhexidina ya que puede provocar una reacción anafiláctica.

En la literatura científica se advierte sobre el uso de la clorhexidina en niños menores de 2 meses, por lo que no debe usarse Novosyn® CHD en niños antes de los 2 meses de edad.

Modo de aplicación

Uso conforme a los requerimientos quirúrgicos. Los usuarios deben estar familiarizados con las técnicas y los procedimientos quirúrgicos en los que se utilizan suturas reabsorbibles Novosyn® CHD, ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar según el lugar de aplicación y el tipo de material usado.

La seguridad de un anudado adecuado exige la técnica quirúrgica estándar de nudos cuadrados y planos, con tiradas adicionales según indiquen las circunstancias quirúrgicas y la experiencia del cirujano.

Cuando se usan agujas quirúrgicas hay que tomar precauciones para evitar lesiones.

Sujetar la aguja en la zona entre un tercio (1/3) y la mitad (1/2) de la distancia desde el extremo de unión con el hilo hasta la punta. Sujetar la aguja en la zona de la punta puede afectar negativamente a la penetración y provocar que se rompa la aguja.

Sujetar la aguja en la zona de la unión con el hilo puede provocar que la aguja se doble o se rompa. Evitar remodelar las agujas, ya que pueden perder su fuerza y resistencia a la flexión y a la rotura. Los usuarios deben extremar las precauciones al manipular agujas quirúrgicas para evitar lesiones involuntarias por pinchazos de aguja. En caso de utilizar una aguja extraíble, tras finalizar la operación se debe sujetar con firmeza el extremo del hilo, sostener el portaguñas manteniendo el hilo tenso y, después, liberar la aguja con un tirón recto del portaguñas.

Advertencias

- Novosyn® CHD es un producto de un solo uso.
- Desechar los envases abiertos y no utilizados o deteriorados.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- No reutilizar el producto: Peligro de infección para el paciente o el usuario y limitación de la función de los productos en caso de reutilización. Riesgo de daños, enfermedad o muerte por contaminación o alteración funcional del producto.
- Los médicos deben tener muy en cuenta los posibles riesgos y beneficios para cada paciente en particular antes de usar las suturas Novosyn® CHD.
- No existen datos suficientes para respaldar el uso de Novosyn® CHD en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
- No se han realizado estudios clínicos con las suturas recubiertas con clorhexidina y los estudios preclínicos son insuficientes para garantizar la seguridad en el embarazo y durante el periodo de lactancia.

- Se tiene constancia de que el diacetato de clorhexidina es ototóxico, es decir, causa daños en las células neuroepiteliales del oído interno. Se debe tener especial cuidado para evitar que Novosyn® CHD entre en contacto con los tejidos del oído interno.
- Si la aguja se desprende y cae dentro del paciente y no se puede recuperar, existe el riesgo de embolia, reacción a cuerpo extraño o encapsulación, así como una posible necesidad de realizar pruebas adicionales. Por consiguiente, el riesgo se considera crítico para el paciente. No deben utilizarse agujas extraíbles para suturas endoscópicas.

Precauciones

- Las suturas de la piel que permanecen en el mismo lugar durante más de 7 días pueden provocar irritaciones localizadas y deben recortarse o eliminarse de la forma indicada.
- Se debe prestar atención al emplear suturas reabsorbibles en tejidos irrigados de forma insuficiente, ya que puede producirse la extrusión de la sutura y una absorción retardada. Las suturas subcuticulares deben colocarse lo más profundamente posible para minimizar el eritema y la induración, relacionados normalmente con el proceso de absorción.
- No se recomienda usar Novosyn® CHD en personas de edad avanzada o desnutridas, o en pacientes debilitados o que padecen enfermedades o estados que retrasan los procesos de cicatrización de la herida. Cuando se trabaja con las suturas Novosyn® CHD hay que asegurarse de que el instrumental quirúrgico utilizado, como pinzas o portaguas, no dañe el material de sutura al ser pellizcado o retorcido.
- Abra el primer envase estéril con precaución. Evite el contacto de la parte externa no estéril del envase con la parte interna estéril del mismo.
- Las suturas quirúrgicas Novosyn® CHD, con la aguja retirada, contienen componentes implantables que se consideran seguros para procedimientos de RM. La sutura implantable (compuesta de PGLA 90/10 recubierto de PGLA30/70 y estearato de calcio, con un recubrimiento adicional de diacetato de clohexidina) consta de materiales no metálicos y no conductores, por lo que se considera segura para procedimientos de RM.

Reacciones adversas

- Como sucede con cualquier material de sutura, el contacto prolongado con soluciones salinas, como orina y bilis, puede producir litiasis.
- Al igual que sucede con todas las suturas, después de su implantación ocasionalmente se pueden presentar las siguientes reacciones adversas: reacción inflamatoria pasajera a cuerpo extraño, irritación local pasajera, granulación, fístula de la herida quirúrgica e infección del lecho quirúrgico, así como resultados antiestéticos. Las infecciones existentes pueden también verse agravadas por cualquier cuerpo extraño.
- No debe excluirse dolor ocasional, granuloma, seroma, cicatriz fibrótica, endurecimiento de los tejidos (tejido subcuticular), irritación, hematoma, rechazo de la sutura, potenciación de la infectividad bacteriana, dehiscencia de la herida y hemorragia.
- En raras ocasiones se han comunicado casos de reacción alérgica, dermatitis de contacto o choque anafiláctico por el contacto con la clorhexidina.
- En caso de contaminación o deficiente funcionamiento del producto, existe riesgo de lesión, enfermedad, sepsis y muerte; también puede ser necesario implantar un tratamiento médico realizar una nueva intervención.
- Las siguientes reacciones adversas pueden estar asociadas al desprendimiento de la aguja: pinchazo accidental, embolia que puede llevar a una lesión potencialmente mortal, reacción a cuerpo extraño, encapsulación y posible necesidad de pruebas adicionales (radiografías) o interferencia con los procedimientos de RM.
- Se tiene constancia de que el diacetato de clorhexidina es ototóxico, es decir, causa daños en las células neuroepiteliales del oído interno.

Esterilización

Novosyn® CHD se suministra estéril. Novosyn® CHD se esteriliza con óxido de etileno y no debe reesterilizarse.

Información para el usuario/paciente

En caso de que se produzca algún incidente grave relacionado con Novosyn® CHD, deberá comunicarse al fabricante y a las autoridades sanitarias del Estado miembro en el que reside el usuario/paciente.

La duración de la sutura Novosyn® CHD implantada es de 56-70 días, cuando toda la masa del producto se absorbe. La información cualitativa y cuantitativa sobre los materiales y las sustancias a los que pueden estar expuestos los pacientes es la siguiente: Novosyn® CHD está fabricada a partir de un copolímero que contiene un 90 % de ácido glicólico y un 10 % de ácido L-láctico (PGLA 90/10) y está teñida de violeta con el colorante D&C Violet n.º 2 (0,05 % – 0,20 % p/p). Novosyn® CHD está recubierta de un copolímero que contiene un 30 % de ácido glicólico y un 70 % de ácido L-láctico (PGLA 30/70) y estearato de calcio (1,0 % – 5,5 % p/p) y tienen un recubrimiento adicional de diacetato de clohexidina (no superior a 60 µg/m). La composición de la aguja de las suturas Novosyn® CHD, por último, es acero inoxidable AISI serie 300.

Condiciones de almacenamiento y manipulación

Novosyn® CHD no necesita condiciones de manipulación y conservación especiales.

3.3. Cuando un producto médico deba instalarse con otros productos médicos o conectarse a los mismos para funcionar con arreglo a su finalidad prevista, debe ser provista de información suficiente sobre sus características para identificar los productos médicos que deberán utilizarse a fin de tener una combinación segura;

No aplica

3.4. Todas las informaciones que permitan comprobar si el producto médico está bien instalado y pueda funcionar correctamente y con plena seguridad, así como los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de las operaciones de mantenimiento y calibrado que haya que efectuar para garantizar permanentemente el buen funcionamiento y la seguridad de los productos médicos;

No aplica

3.5. La información útil para evitar ciertos riesgos relacionados con la implantación del producto médico;

No aplica

3.6. La información relativa a los riesgos de interferencia recíproca relacionados con la presencia del producto médico en investigaciones o tratamientos específicos;

No aplica

3.7. Las instrucciones necesarias en caso de rotura del envase protector de la esterilidad y si corresponde la indicación de los métodos adecuados de reesterilización;

No usar Novosyn® CHD si el envase está deteriorado. Se debe comprobar que no haya canales a lo largo del sellado del sistema de barrera estéril, así como la ausencia de perforaciones. Si se detectan tales defectos, el producto debe descartarse siguiendo las pautas recomendadas.

3.8. Si un producto médico está destinado a reutilizarse, los datos sobre los procedimientos apropiados para la reutilización, incluida la limpieza, desinfección, el acondicionamiento y, en su caso, el método de esterilización si el producto debe ser reesterilizado, así como cualquier limitación respecto al número posible de reutilizaciones.

No aplica

3.9. Información sobre cualquier tratamiento o procedimiento adicional que deba realizarse antes de utilizar el producto médico (por ejemplo, esterilización, montaje final, entre otros);

No aplica

3.10. Cuando un producto médico emita radiaciones con fines médicos, la información relativa a la naturaleza, tipo, intensidad y distribución de dicha radiación debe ser descripta;

No aplica

3.11. Las precauciones que deban adoptarse en caso de cambios del funcionamiento del producto médico;

No aplica

3.13. Información suficiente sobre el medicamento o los medicamentos que el producto médico de que trate esté destinado a administrar, incluida cualquier restricción en la elección de sustancias que se puedan suministrar;

No aplica

3.14. Las precauciones que deban adoptarse si un producto médico presenta un riesgo no habitual específico asociado a su eliminación;

Una vez finalizado el procedimiento quirúrgico, los distintos componentes de Novosyn® CHD deben desecharse en contenedores previstos específicamente para ello. El usuario será responsable de determinar si los materiales desechados son peligrosos conforme a los reglamentos locales y nacionales. Elimine el recipiente y su contenido en cumplimiento de las normativas locales, nacionales e internacionales. Coloque todas las agujas en un recipiente para objetos punzocortantes inmediatamente después de usarlas. Elimine los contenedores para objetos punzocortantes conforme a las directrices de su comunidad.

3.15. Los medicamentos incluidos en el producto médico como parte integrante del mismo, conforme al ítem 7.3. del Anexo de la Resolución GMC N° 72/98 que dispone sobre los Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia de los productos médicos;

No aplica.

3.16. El grado de precisión atribuido a los productos médicos de medición.

No aplica.



ROHRER Marianela
CUIL 27354453660



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rotulo y Manual de Instrucciones - PM-669-390

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.06.28 15:22:00 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.06.28 15:22:01 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-000479-24-8

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N° 1-0047-3110-000479-24-8

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por B. BRAUN MEDICAL S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 669-390

Nombre descriptivo: Sutura quirúrgica trenzada absorbible de poliglactina 910 y recubierta de diacetato de clorhexidina

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
15-255 Suturas, de Otro Tipo

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): B Braun

Modelos:

B1058449 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 5X70CM DDP
B1058450 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 5X70CM DDP
B1058647 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 6X45CM DDP
B1058649 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 6X45CM DDP
B1058650 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 6X45CM DDP
B1058667 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 12X45CM DDP
B1058669 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 12X45CM DDP
B1058670 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 12X45CM DDP
B1059449 NOVOSYN CHD UNDYED 1 (4) 5X70CM DDP
B1068020 NOVOSYN CHD VIO 1(4)150CM HR48 LOP(M)DDP
B1068074 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR76(M)DDP
B1068141 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)90CM HRC37(M)DDP
B1068142 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HRC37(M)DDP
B1068143 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HRC37 (M)DDP
B1068183 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR70 (M) DDP
B1068278 NOVOSYN CHD VIO 2/0 150CMHS37S/HR37SMDDP
B1068350 NOVOSYN CHD VIO 1(4)150CM HR40S LOOPMDDP
B1068380 NOVOSYN CHD VIO 1(4)150CM HR60 LOOPMDDP
B1068461 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)90CM HS48(M)DDP
B1068462 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS48 (M) DDP
B1068463 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 90CM HS48(M)DDP
B1068486 NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5) 90CM HS40(M)DDP
B1068487 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS40 (M) DDP
B1068488 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 90CM HS40(M)DDP
B1068496 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)90CM HS37(M)DDP
B1068497 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 90CM HS37(M)DDP
B1068498 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 90CM HS37(M)DDP
B1068552 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)90CM HR37(M)DDP
B1068553 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 90CM HR37(M)DDP
B1068555 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)120CM HR40S(M)DDP
B1068556 NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5)90CM HR40S(M)DDP
B1068557 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR40S (M)DDP
B1068558 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HR40S (M)DDP
B1068561 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)90CM HR48(M)DDP
B1068562 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 90CM HR48(M)DDP
B1068563 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 90CM HR48(M)DDP
B1068573 NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5)90CM HRC48(M)DDP
B1068574 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4) 90CM HRC48(M)DDP
B1068575 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HRC48 (M)DDP
B1068577 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HR37SS(M)DDP
B1068579 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HR76 (M)DDP
B1068582 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)90CM HS37S(M)DDP
B1068583 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS37S (M)DDP
B1068586 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM HS40S(M)DDP
B1068587 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS40S (M)DDP
B1068588 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HS40S (M)DDP

B1068597 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HR37S (M)DDP
B1068598 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HR37S (M)DDP
B1068599 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HS37S (M)DDP
B1068618 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)90CM HRN35(M)DDP
B1068619 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4)90CM HRN35(M)DDP
B1068637 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4) 90CM HRN40(M)DDP
B1068639 NOVOSYN CHD VIO 1 (4) 90CM HR65 (M) DDP
B1068640 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5) 90CM HR65(M) DDP
B1068646 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HR30SS(M)DDP
B1068664 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HRN50 (M)DDP
B1068847 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 90CM HR43(M)DDP
B1068848 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 90CM HR43(M)DDP
B1068895 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM HRC37S(M)DDP
B1068897 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 90CM HRC37S(M)DDP
B1068956 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM HR37S(M)DDP
B1068982 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HRC43S(M)DDP
B1068983 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HRC43S(M)DDP
B1068987 NOVOSYN CHD VIO 1(4)150CM HRC48 LOOPMDDP
B1069363 NOVOSYN CHD UNDYED 1 (4) 90CM HS48(M)DDP
B1069364 NOVOSYN CHD UNDYED 2 (5) 90CM HS48(M)DDP
B1069557 NOVOSYN CHD UNDYED 1 (4)90CM HR40S(M)DDP
B1069558 NOVOSYN CHD UNDYED 2(5)90CM HR40S (M)DDP
B1069561 NOVOSYN CHD UNDYED 0(3,5)90CM HR48(M)DDP
B1069562 NOVOSYN CHD UNDYED 1(4)90CM HR48 (M) DDP
B1069563 NOVOSYN CHD UNDYED 2(5)90CM HR48 (M) DDP
B1069596 NOVOSYN CHD UNDY 0 (3,5)90CM HR37S(M)DDP
B1069597 NOVOSYN CHD UNDYED 1(4)90CM HR37S (M)DDP
B1088641 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X70CM HR26TOMDDP
B1088642 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X70CM HR26TOMDDP
B1088661 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X70CM HR30TOMDDP
B1088667 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR40STO(MDDP
B1088668 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X70CM HR40STO(MDDP
B1088691 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)4X70CM HR26STOMDDP
B1088692 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR26STO(MDDP
B1088693 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X70CM HR26STO(MDDP
B1088697 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR37STOMDDP
B1088698 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X70CM HR37STO(MDDP
B1088767 NOVOSYN CHD VIO 1(4)4X45CM HR40STO(M)DDP
B1088791 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)4X45CM HR26STOMDDP
B1088792 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X45CM HR26STO(MDDP
B1088793 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X45CM HR26STO(MDDP
B1088796 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)4X45CM HR37STOMDDP
B1088797 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X45CM HR37STO(MDDP
B1088798 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)4X45CM HR37STO(MDDP
B1088803 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)4X70CM HR30SSTOMDDP
B1089718 NOVOSYN CHD UN 0(3,5)4X45CM HS37SSTOMDDP

C1058204 NOVOSYN CHD VIOLET 4/0 (1,5) 140CM DDP
C1058205 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 140CM DDP
C1058207 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 140CM DDP
C1058208 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 140CM DDP
C1058209 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 140CM DDP
C1058210 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 140CM DDP
C1058405 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 2X70CM DDP
C1058406 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 2X70CM DDP
C1058407 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 2X70CM DDP
C1058409 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 2X70CM DDP
C1058410 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 2X70CM DDP
C1058444 NOVOSYN CHD VIOLET 4/0 (1,5) 5X70CM DDP
C1058445 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 5X70CM DDP
C1058446 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 5X70CM DDP
C1058447 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 5X70CM DDP
C1058624 NOVOSYN CHD VIOLET 4/0 (1,5) 3X45C DDP
C1058625 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 3X45CM DDP
C1058626 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 3X45CM DDP
C1058627 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 3X45CM DDP
C1058629 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 3X45CM DDP
C1058630 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 3X45CM DDP
C1058644 NOVOSYN CHD VIOLET 4/0 (1,5) 6X45CM DDP
C1058645 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 6X45CM DDP
C1058646 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 6X45CM DDP
C1058664 NOVOSYN CHD VIOLET 4/0 (1,5) 12X45CM DDP
C1058665 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 12X45CM DDP
C1058666 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 12X45CM DDP
C1059205 NOVOSYN CHD UNDYED 3/0 (2) 140CM DDP
C1059207 NOVOSYN CHD UNDYED 2/0 (3) 140CM DDP
C1059208 NOVOSYN CHD UNDYED 0 (3,5) 140CM DDP
C1059446 NOVOSYN CHD UNDYED 2/0 (3) 5X70CM DDP
C1059447 NOVOSYN CHD UNDYED 0 (3,5) 5X70CM DDP
C1059625 NOVOSYN CHD UNDYED 3/0 (2) 3X45CM DDP
C1059626 NOVOSYN CHD UNDYED 2/0 (3) 3X45CM DDP
C1059645 NOVOSYN CHD UNDYED 3/0 (2) 6X45CM DDP
C1059646 NOVOSYN CHD UNDYED 2/0 (3) 6X45CM DDP
C1059665 NOVOSYN CHD UNDYED 3/0 (2) 12X45CM DDP
C1059666 NOVOSYN CHD UNDYED 2/0 (3) 12X45Cm DDP
C1068007 NOVOSYN CHD VIOLET 5/0(1)70CM HR13(M)DDP
C1068008 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR13(M)DDP
C1068012 NOVOSYN CHD VIOLET 5/0(1)70CM HR17(M)DDP
C1068013 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR17(M)DDP
C1068014 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR17(M)DDP
C1068015 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HR17(M)DDP
C1068017 NOVOSYN CHD VIO 2/0(3) 90CM HRC37S(M)DDP
C1068018 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HRC37S(M)DDP

C1068019 NOVOSYN CHD VIO 5/0(1)45CM HR13F(M)DDP
C1068029 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR22(M)DDP
C1068030 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR22(M)DDP
C1068031 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HR22(M)DDP
C1068036 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM HR22S(M)DDP
C1068037 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR22S(M)DDP
C1068038 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR22S(M) DDP
C1068039 NOVOSYN CHD VIOLET 5/0(1)70CM HR26(M)DDP
C1068040 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR26(M)DDP
C1068041 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR26(M)DDP
C1068042 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR26(M)DDP
C1068043 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR26(M)DDP
C1068044 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR26 (M) DDP
C1068045 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)70CM HR30 (M) DDP
C1068046 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0(2)70CM HR30(M)DDP
C1068047 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR30(M)DDP
C1068048 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR30(M)DDP
C1068049 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR30 (M) DDP
C1068050 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0(2)70CM HR37(M)DDP
C1068051 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR37(M)DDP
C1068052 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR37(M)DDP
C1068053 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR37 (M) DDP
C1068054 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)70CM HR37 (M) DDP
C1068055 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HR40S(M)DDP
C1068056 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR40S(M)DDP
C1068057 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR40S (M)DDP
C1068058 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR40S (M)DDP
C1068060 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HR48(M)DDP
C1068061 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HR48(M)DDP
C1068062 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR48 (M) DDP
C1068063 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR48 (M) DDP
C1068065 NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5) 70CM HR60 (M) DDP
C1068066 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR60 (M) DDP
C1068068 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR60 (M) DDP
C1068081 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC17 (M)DDP
C1068089 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HR26S(M)DDP
C1068090 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HR26S(M)DDP
C1068091 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR26S(M)DDP
C1068092 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR26S (M)DDP
C1068093 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR26S (M)DDP
C1068094 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HR37S(M)DDP
C1068095 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HR37S(M)DDP
C1068096 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR37S(M)DDP
C1068097 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4)70CM HR37S (M) DDP
C1068098 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR37S (M)DDP
C1068100 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)70CM HR26SS(M)DDP

C1068111 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM HR13SS(M)DDP
C1068116 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR17S(M)DDP
C1068118 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR17S (M)DDP
C1068123 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR37SS(M)DDP
C1068124 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DRC18(MDDP
C1068128 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)70CM DRC18(M)DDP
C1068131 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM DRC26(M)DDP
C1068134 NOVOSYN CHD VIO 5/0 (1) 45CM DR12 (M) DDP
C1068139 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)90CM HRC37(M)DDP
C1068140 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HRC37(M)DDP
C1068150 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DR18(M)DDP
C1068151 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DR18(M)DDP
C1068160 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DR22(M)DDP
C1068165 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DR26(M)DDP
C1068170 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DR32(M)DDP
C1068171 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DR32(M)DDP
C1068172 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM DR32(M)DDP
C1068173 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM DR32 (M) DDP
C1068185 NOVOSYN CHD VIO 2/0 (3) 90CM GR51 (M)DDP
C1068212 NOVOSYN CHD VIOL 5/0 (1) 45CM DS16(M)DDP
C1068213 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)45CM DS16(M)DDP
C1068219 NOVOSYN CHD VIOL 5/0 (1)45CM DS19 (M)DDP
C1068220 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)45CM DS19(M)DDP
C1068221 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 45CM DS19(M)DDP
C1068225 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)45CM HS21(M)DDP
C1068230 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 45CM HS23(M)DDP
C1068234 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DS24(M)DDP
C1068235 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS24(M)DDP
C1068236 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DS24(M)DDP
C1068237 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM DS24(M)DDP
C1068241 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HS26(M)DDP
C1068242 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HS26(M)DDP
C1068243 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HS26(M)DDP
C1068246 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS30(M)DDP
C1068247 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DS30(M)DDP
C1068248 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM DS30(M)DDP
C1068249 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM DS30 (M) DDP
C1068251 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HS30(M)DDP
C1068252 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HS30(M)DDP
C1068253 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HS30 (M) DDP
C1068261 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HS48(M)DDP
C1068262 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HS48 (M) DDP
C1068265 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM GS60(M)DDP
C1068266 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM GS60(M)DDP
C1068267 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HS40S(M)DDP
C1068268 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HS40S(M)DDP

C1068269 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4)70CM HS40S (M) DDP
C1068290 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HS26S(M)DDP
C1068291 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HS26S(M)DDP
C1068292 NOVOSYN CHD VIO 1 (4) 70CM HS26S (M) DDP
C1068294 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HS37S(M)DDP
C1068296 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HS37S(M)DDP
C1068297 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HS37S (M)DDP
C1068298 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HS37S (M)DDP
C1068304 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM DRC32(M)DDP
C1068313 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HRC17(MDDP
C1068314 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HRC17(M)DDP
C1068316 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC17(M)DDP
C1068325 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HRC22(MDDP
C1068326 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HRC22(M)DDP
C1068331 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HRC22(M)DDP
C1068335 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HRC26(M)DDP
C1068336 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HRC26(M)DDP
C1068343 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC26(M)DDP
C1068362 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC37(M)DDP
C1068371 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC30(M)DDP
C1068372 NOVOSYN CHD VIO 2/0 (3) 70CM HRC30 (M)DDP
C1068374 NOVOSYN CHD VIO 1 (4) 70CM HRC30 (M) DDP
C1068408 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM JR36SS(M)DDP
C1068414 NOVOSYN CHD VIO 3/0 (2) 70CM FR26 (M) DDP
C1068415 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM FR26(M)DDP
C1068416 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM FR26(M)DDP
C1068417 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM FR26 (M) DDP
C1068419 NOVOSYN CHD VIOL 5/0 (1) 70CM DS19(M)DDP
C1068420 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DS19(M)DDP
C1068421 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS19(M)DDP
C1068422 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DS19(M)DDP
C1068425 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM FR36(M)DDP
C1068426 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM FR36(M)DDP
C1068430 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HS23(M)DDP
C1068431 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HS23(M)DDP
C1068436 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DR12(M)DDP
C1068441 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM HRC26S(M)DDP
C1068447 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3) 90CM HR30 (M)DDP
C1068466 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)90CM HR40S(M)DDP
C1068467 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)90CM HR40S(M)DDP
C1068475 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM JR30(M) DDP
C1068476 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM JRC30S(M)DDP
C1068478 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM JR40S (M)DDP
C1068490 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM FR40(M)DDP
C1068494 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 90CM HS37(M)DDP
C1068495 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HS37(M)DDP

C1068508 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DS12(M)DDP
C1068512 NOVOSYN CHD VIOL 5/0 (1) 70CM DS16(M)DDP
C1068513 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM DS16(M)DDP
C1068514 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS16(M)DDP
C1068518 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRN35(M)DDP
C1068519 NOVOSYN CHD VIO 1 (4) 70CM FR36 (M) DDP
C1068540 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)90CM HR26(M)DDP
C1068541 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 90CM HR26(M)DDP
C1068542 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR26(M)DDP
C1068543 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 90CM HR26(M)DDP
C1068544 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR26 (M) DDP
C1068548 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR30S(M)DDP
C1068549 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR30S (M)DDP
C1068550 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 90CM HR37(M)DDP
C1068551 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR37(M)DDP
C1068560 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR48(M)DDP
C1068580 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR26SS(M)DDP
C1068585 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HS40S(M)DDP
C1068590 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HR26S(M)DDP
C1068591 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)90CM HR26S(M)DDP
C1068592 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR26S(M)DDP
C1068595 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)90CM HR37S(M)DDP
C1068596 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 90CM HS37S (M) DDP
C1068613 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 90CM HR26S (M)DDP
C1068624 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)45CM DSMP13MDDP
C1068627 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC43S(M)DDP
C1068628 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HRC43S(M)DDP
C1068820 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)90CM 2XFR26(M)DDP
C1068827 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)70CM DRC22(M)DDP
C1068828 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)90CM 2XFR26(M)DDP
C1068842 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)70CM HRC37S(M)DDP
C1068843 NOVOSYN CHD VIOL 0(3,5)70CM HRC37S(M)DDP
C1068844 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC37S(M)DDP
C1068901 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)90CM 2XHR26(M)DDP
C1068902 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)90CM 2XHR26(M)DDP
C1068909 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC40(M)DDP
C1068946 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HR43(M)DDP
C1068947 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR43 (M) DDP
C1068948 NOVOSYN CHD VIOL 2 (5) 70CM HR43 (M) DDP
C1068955 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)90CM HR37S(M)DDP
C1068960 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC40S(M)DDP
C1068963 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HRC48(M)DDP
C1068964 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HRC48 (M)DDP
C1069007 NOVOSYN CHD UNDY 5/0 (1) 70CM HR13(M)DDP
C1069012 NOVOSYN CHD UNDY 5/0 (1) 70CM HR17(M)DDP
C1069013 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM HR17(M)DDP

C1069014 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM HR17(M)DDP
C1069016 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM HS21(M)DDP
C1069029 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM HR22(M)DDP
C1069041 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM HR26(M)DDP
C1069042 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3) 70CM HR26(M)DDP
C1069051 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3) 70CM HR37(M)DDP
C1069090 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3)70CM HR26S(M)DDP
C1069091 NOVOSYN CHD UNDY 0 (3,5)70CM HR26S(M)DDP
C1069095 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3)70CM HR37S(M)DDP
C1069096 NOVOSYN CHD UNDY 0 (3,5)70CM HR37S(M)DDP
C1069099 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2)70CM HR37S(M)DDP
C1069207 NOVOSYN CHD UNDY 5/0 (1) 45CM DS12(M)DDP
C1069208 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DS12(M)DDP
C1069213 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DS16(M)DDP
C1069219 NOVOSYN CHD UNDY 5/0 (1) 45CM DS19(M)DDP
C1069220 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DS19(M)DDP
C1069221 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 45CM DS19(M)DDP
C1069234 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM DS24(M)DDP
C1069235 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM DS24(M)DDP
C1069236 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3) 70CM DS24(M)DDP
C1069246 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM DS30(M)DDP
C1069247 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3) 70CM DS30(M)DDP
C1069248 NOVOSYN CHD UNDY 0 (3,5) 70CM DS30(M)DDP
C1069265 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM GS60(M)DDP
C1069267 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3) 70CM GS60(M)DDP
C1069280 NOVOSYN CHDUNDY 4/0 (1,5)70CM GS60(M)DDP
C1069290 NOVOSYN CHD UNDY 2/0 (3)70CM HS26S(M)DDP
C1069419 NOVOSYN CHD UNDY 5/0 (1) 70CM DS19(M)DDP
C1069420 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM DS19(M)DDP
C1069421 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM DS19(M)DDP
C1069430 NOVOSYN CHD UNDY 3/0 (2) 70CM HS23(M)DDP
C1069444 NOVOSYN CHD UNDY 1 (4) 70CM HRC26S(M)DDP
C1069524 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP16MDDP
C1069525 NOVOSYN CHD UNDY 5/0(1)45CM DSMP16(M)DDP
C1069529 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)70CM DSMP19MDDP
C1069530 NOVOSYN CHD UNDY 3/0(2)70CM DSMP19(M)DDP
C1069531 NOVOSYN CHD UNDY 2/0(3)70CM DSMP19(M)DDP
C1069554 NOVOSYN CHD UNDY 2/0(3)70CM DSMP24(M)DDP
C1069556 NOVOSYN CHD UNDY 3/0(2)70CM DSMP24(M)DDP
C1069595 NOVOSYN CHD UNDY 2/0(3)90CM HR37S (M)DDP
C1069608 NOVOSYN CHD UNDY 5/0(1)45CM DSMP11(M)DDP
C1069619 NOVOSYN CHD UNDY 5/0(1)45CM DSMP13(M)DDP
C1069620 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP13MDDP
C1069629 NOVOSYN CHD UNDY 4/0(1,5)45CM DSMP19MDDP
C1069630 NOVOSYN CHD UNDY 3/0(2)45CM DSMP19(M)DDP
C1069656 NOVOSYN CHD UNDY 3/0(2)45CM DSMP24(M)DDP

C1069657 NOVOSYN CHD UNDY 2/0(3)45CM DSMP24(M)DDP
C1088036 NOVOSYN CHD VIO 2/0(3)4X45CM HRC26TOMDDP
C1088325 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 45CM HR22(M)DDP
C1088629 NOVOSYN CHD VIO4/0(1,5)4X70CM HR22TOMDDP
C1088630 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X70CM HR22TOMDDP
C1088713 NOVOSYN CHD VIO4/0(1,5)4X45CM HR17TOMDDP
C1088714 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X45CM HR17TOMDDP
C1088729 NOVOSYN CHD VIO4/0(1,5)4X45CM HR22TOMDDP
C1088730 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X45CM HR22TOMDDP
C1088731 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X45CM HR22TOMDDP
C1088741 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)4X45CM HR26TOMDDP
C1088742 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X45CM HR26TOMDDP
C1088770 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)4X45CM HR37TOMDDP
C1088790 NOVOSYN CHD VIO 2/0(3)4X45CM HR26STOMDDP
C1088794 NOVOSYN CHD VIO 3/0(2)4X45CM HR37STOMDDP
C1088795 NOVOSYN CHD VIO 2/0(3)4X45CM HR37STOMDDP
C1089680 NOVOSYN CHD UN 2/0(3)4X45CM HS23SSTOMDDP
G1058207 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 140CM DDP
G1068041 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR26(M)DDP
G1068042 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HR26(M)DDP
G1068043 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM HR26(M)DDP
G1068062 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR48 (M) DDP
G1068092 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR26S (M)DDP
G1068143 NOVOSYN CHD VIOLET 2(5)90CM HRC37 (M)DDP
G1068235 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM DS24(M)DDP
G1068236 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM DS24(M)DDP
G1068237 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5) 70CM DS24(M)DDP
G1068241 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HS26(M)DDP
G1068242 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 70CM HS26(M)DDP
G1068290 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HS26S(M)DDP
G1068291 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HS26S(M)DDP
G1068297 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HS37S (M)DDP
G1068335 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2)70CM HRC26(M)DDP
G1068336 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HRC26(M)DDP
G1068462 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS48 (M) DDP
G1068495 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HS37(M)DDP
G1068556 NOVOSYN CHD VIO 0 (3,5)90CM HR40S(M)DDP
G1068557 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 90CM HR40S (M)DDP
G1068587 NOVOSYN CHD VIOLET 1(4)90CM HS40S (M)DDP
M1088103 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)8X45CM HR48TO(M)TD
M1088104 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)8X45CM HR48TO(M)TD
M1088116 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)8X45CM HR40STO(MTD
M1088117 NOVOSYN CHD VIOL 1(4)8X45CM HR40STO(M)TD
M1088118 NOVOSYN CHD VIOL 2(5)8X45CM HR40STO(M)TD
M1088137 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)8X45CM HR37STO(MTD
M1088138 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 8X45CM HR37S(M)TD

M1088170 NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X45CM HR26TOMTD
M1088171 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)8X45CM HR26TO(MTD
M1088172 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)8X45CM HR26TO(MTD
M1088177 NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X45CM HR22TOMTD
M1088178 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)8X45CM HR22TO(MTD
M1088185 NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X45CM HR17TOMTD
M1088191 NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X45CM HR13TOMTD
M1088213 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)8X70CM HR37STO(MTD
M1088219 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)8X70CM HR37TO(MTD
M1088239 NOVOSYN CHD VIOL 3/0(2)8X70CM HR26TO(MTD
M1088241 NOVOSYN CHD VIOL 2/0(3)8X70CM HR26TO(MTD
M1088255 NOVOSYN CHD VIO 4/0(1,5)8X70CM HR17TOMTD
M1088295 NOVOSYN CHD VIO 0(3,5)8X45CM HRB40STOMTD
M1089117 NOVOSYN CHD UNDY 2/0(3)8X45CM HR26TO(MTD
X1058446 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 5X70CM DDP
X1058449 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 5X70CM DDP
X1058625 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 3X45CM DDP
X1058626 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 3X45CM DDP
X1058645 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0 (2) 6X45CM DDP
X1058646 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 6X45CM DDP
X1058647 NOVOSYN CHD VIOLET 0 (3,5) 6X45CM DDP
X1058649 NOVOSYN CHD VIOLET 1 (4) 6X45CM DDP
X1058650 NOVOSYN CHD VIOLET 2 (5) 6X45CM DDP
X1058666 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0 (3) 12X45CM DDP
X1068013 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR17(M)DDP
X1068029 NOVOSYN CHD VIOL 4/0(1,5)70CM HR22(M)DDP
X1068030 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR22(M)DDP
X1068041 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 70CM HR26(M)DDP
X1068042 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR26(M)DDP
X1068043 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR26(M)DDP
X1068046 NOVOSYN CHD VIOLET 3/0(2)70CM HR30(M)DDP
X1068047 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR30(M)DDP
X1068048 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR30(M)DDP
X1068051 NOVOSYN CHD VIOLET 2/0(3)70CM HR37(M)DDP
X1068052 NOVOSYN CHD VIOLET 0(3,5)70CM HR37(M)DDP
X1068057 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4) 70CM HR40S (M)DDP
X1068095 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3)70CM HR37S(M)DDP
X1068096 NOVOSYN CHD VIOL 0 (3,5)70CM HR37S(M)DDP
X1068097 NOVOSYN CHD VIOL 1 (4)70CM HR37S (M) DDP
X1068541 NOVOSYN CHD VIOL 3/0 (2) 90CM HR26(M)DDP
X1068542 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR26(M)DDP
X1068551 NOVOSYN CHD VIOL 2/0 (3) 90CM HR37(M)DDP

Clase de Riesgo: IV

Indicación/es autorizada/s:

La finalidad prevista de Novosyn® CHD es la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos. Novosyn® CHD está recubierta del antibacteriano diacetato de clorhexidina, que reduce el riesgo de fijación y colonización bacterianas en la sutura.

Período de vida útil: 5 años

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: no aplica

Forma de presentación: caja con: 4, 6,12, 24 o 36 unidades

Método de esterilización: Óxido de etileno

Nombre del fabricante:

B. BRAUN SURGICAL, S.A.

Lugar de elaboración:

CARRETERA DE TERRASSA, 121, 08191 - RUBÍ (BARCELONA) -ESPAÑA

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 669-390 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

1-0047-3110-000479-24-8

Nº Identificador Trámite: 56068

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta María
Date: 2024.07.02 16:56:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.07.02 16:56:35 -03:00