



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-006773-21-5

---

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-006773-21-5 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca CDH nombre descriptivo SISTEMA DE PLACAS DE OSTEOSÍNTESIS DE TITANIO y nombre técnico PLACAS, PARA HUESO , de acuerdo con lo solicitado por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2024-55384180-APN-DVPCYAR#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 1006-16 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbase en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 1006-16

Nombre descriptivo: SISTEMA DE PLACAS DE OSTEOSÍNTESIS DE TITANIO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
13-050- PLACAS, PARA HUESO

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CDH

Modelos:

44932D PLACA VOLAR DOBLE FILA 3 ORIFICIOS DER.

44932I PLACA VOLAR DOBLE FILA 3 ORIFICIOS IZQ.

44942D PLACA VOLAR DOBLE FILA 4 ORIFICIOS DER.  
44942I PLACA VOLAR DOBLE FILA 4 ORIFICIOS IZQ.  
44952D PLACA VOLAR DOBLE FILA 5 ORIFICIOS DER.  
44952I PLACA VOLAR DOBLE FILA 5 ORIFICIOS IZQ.  
449-82DS PLACA VOLAR 2 HILERA ESPECIAL 8 ORIFICIOS DERECHA  
449-82IS PLACA VOLAR 2 HILERA ESPECIAL 8 ORIFICIOS IZQUIERDA  
442-045050-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 5,0mm TIT  
442-045050-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 5,0mm TIT  
442-045075-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 7,5mm TIT  
442-045075-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 7,5mm TIT  
442-045100-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 10,0mm TI  
442-045100-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 10,0mm TI  
442-045125-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 12,5mm TI  
442-045125-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 12,5mm TI  
442-045150-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 15,0mm TI  
442-045150-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 15,0mm TI  
442-045175-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 17,5mm TI  
442-045175-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 17,5mm TI  
441-045050-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 5,0mm TIT.  
441-045075-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 7,5mm TIT.  
441-045100-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 10,0mm TIT.  
441-045125-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 12,5mm TIT.  
441-045150-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 15,0mm TIT.  
441-045175-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 17,5mm TIT.  
906-0414-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 14mm  
906-0416-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 16mm  
906-0432-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 32mm  
906-0434-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 34mm  
906-0652-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 52mm  
906-0856-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 8 ORIF. x 56mm  
906-0428-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 28mm  
906-0430-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 30mm  
906-0644-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 44mm  
906-0648-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 48mm  
906-0414-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 14mm  
906-0416-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 16mm  
906-0418-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 18mm  
906-0420-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 20mm  
906-0422-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 22mm  
906-0424-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 24mm  
906-0626-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 26mm  
906-0628-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 28mm  
906-0630-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 30mm  
906-0632-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 32mm  
906-0634-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 34mm  
906-0636-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 36mm

906-0638-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 38mm  
906-0640-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 40mm  
906-0642-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 42mm  
906-0844-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 44mm  
906-0846-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 46mm  
906-0848-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 48mm  
906-0850-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 50mm  
906-0852-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 52mm  
906-0854-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 54mm  
906-0856-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 56mm  
906-0858-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 58mm  
906-0860-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 60mm  
906-0862-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 62mm  
906-0864-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 64mm  
906-0866-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 66mm  
449-03D PLACA RADIO DISTAL 3 ORIFICIOS DER. (50mm)  
449-03I PLACA RADIO DISTAL 3 ORIFICIOS IZQ. (50mm)  
449-04D PLACA RADIO DISTAL 4 ORIFICIOS DER. (60mm)  
449-04I PLACA RADIO DISTAL 4 ORIFICIOS IZQ. (60mm)  
449-05D PLACA RADIO DISTAL 5 ORIFICIOS DER. (70mm)  
449-05I PLACA RADIO DISTAL 5 ORIFICIOS IZQ. (70mm)  
449-07D PLACA RADIO DISTAL 7 ORIFICIOS DER. (90mm)  
449-07I PLACA RADIO DISTAL 7 ORIFICIOS IZQ. (90mm)  
449-09D PLACA RADIO DISTAL 9 ORIFICIOS DER. (110mm)  
449-09I PLACA RADIO DISTAL 9 ORIFICIOS IZQ. (110mm)  
444-06MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. (94 mm)  
444-07MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. (110 mm)  
444-08MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. (120 mm)  
444-06MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. (94 mm)  
444-07MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. (110 mm)  
444-08MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIFI. (120 mm)  
444-08LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIF. (135 mm)  
444-07LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. (123 mm)  
444-06LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. (108 mm)  
444-05LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. (94 mm)  
444-04LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 4 ORIF. (81 mm)  
444-08LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. (135 mm)  
444-07LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. (123 mm)  
444-06LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. (108 mm)  
444-05LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. (94 mm)  
444-04LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 4 ORIF. (81 mm)  
441-144520 MICROPLACA FEMORAL DE AJUSTE VARIABLE  
441-144496 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 15mm  
441-144497 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 20mm  
441-144498 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 25mm  
441-144499 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 30mm

441-144469 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
441-144470 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
441-144471 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
441-144472 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
441-144347 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
441-144348 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
441-144349 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
441-144350 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
441-144351 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT.  
441-144339 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 4 ORIF. TIT.  
441-144340 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. TIT.  
441-144341 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. TIT.  
441-144342 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 10 ORIF. TIT.  
441-144343 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
441-144344 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
441-144345 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
441-144346 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 10 ORIF. TIT.  
441-144356 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
441-144358 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
441-144360 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
441-144362 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
441-144364 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 13 ORIF. TIT.  
441-144366 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 15 ORIF. TIT.  
441-144370 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
441-144372 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
441-144374 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
441-144376 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
441-144378 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 13 ORIF. TIT.  
441-144380 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 15 ORIF. TIT.  
441-144384 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
441-144386 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
441-144388 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
441-144390 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
441-144392 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 13 ORIF. TIT.  
441-144394 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 15 ORIF. TIT.  
441-144396 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 17 ORIF. TIT.  
441-144401 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
441-144403 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
441-144405 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
441-144407 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
441-144409 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 13 ORIF. TIT.  
441-144411 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 15 ORIF. TIT.  
441-144413 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 17 ORIF. TIT.  
447-034537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 3 ORIF. TIT.  
447-054537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 5 ORIF. TIT.  
447-074537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 7 ORIF. TIT.

447-094537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 9 ORIF. TIT.  
447-114537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 11 ORIF. TIT.  
447-034502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 3 ORIF. TIT.  
447-054502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
447-074502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
447-094502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
447-114502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
447-034502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 3 ORIF. TIT.  
447-054502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
447-074502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
447-094502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
447-114502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
441-144482 PLACA CALCANEEO BLOQ. 60mm DER. TIT.  
441-144483 PLACA CALCANEEO BLOQ. 70mm DER. TIT.  
441-144484 PLACA CALCANEEO BLOQ. 80mm DER. TIT.  
441-144485 PLACA CALCANEEO BLOQ. 90mm DER. TIT.  
441-144488 PLACA CALCANEEO BLOQ. 60mm IZQ. TIT.  
441-144489 PLACA CALCANEEO BLOQ. 70mm IZQ. TIT.  
441-144490 PLACA CALCANEEO BLOQ. 80mm IZQ. TIT.  
441-144491 PLACA CALCANEEO BLOQ. 90mm IZQ. TIT.  
440-00101 PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 3 ORIF. TIT.  
440-00102 PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT.  
440-00103 PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00104 PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00106 PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT.  
440-00110 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT. (53mm)  
440-00111 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT. (66mm)  
440-00112 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT. (79mm)  
440-00113 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT. (92mm)  
440-00114 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT. (105mm)  
440-00115 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT. (118mm)  
440-00116 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT. (131mm)  
440-00117 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT. (144mm)  
440-00118 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT. (157mm)  
442-0404-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 4 ORIF. TIT.  
442-0406-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 6 ORIF. TIT.  
442-0408-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 8 ORIF. TIT.  
442-0410-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 10 ORIF. TIT.  
442-0412-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 12 ORIF. TIT.  
442-0414-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 14 ORIF. TIT.  
442-0404-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
442-0406-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
442-0408-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
442-0410-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 10 ORIF. TIT.  
442-0412-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 12 ORIF. TIT.  
442-0414-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 14 ORIF. TIT.

440-00201 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00202 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT.  
440-00203 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00204 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00205 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00206 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00207 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00208 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT.  
440-00209 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00311 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00312 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00313 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00314 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00315 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00316 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00317 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00318 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 14 ORIF. TIT.  
440-00301 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00302 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00303 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00304 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00305 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00306 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00307 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00308 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 14 ORIF. TIT.  
1647-06001 PLACA EN L IZQUIERDA 0,6 2 x 2 ORIF.  
1647-06002 PLACA EN L IZQUIERDA 0,6 2 x 3 ORIF.  
1647-06003 PLACA EN L DERECHA 0,6 2 x 2 ORIF.  
1647-06004 PLACA EN L DERECHA 0,6 2 x 3 ORIF.  
1647-06005 PLACA EN L IZQUIERDA OBLICUA 0,6 CON PUENTE 3 x 2 ORIF.  
1647-06006 PLACA EN L IZQUIERDA OBLICUA 0,6 CON PUENTE 3 x 3 ORIF.  
1647-06007 PLACA EN L DERECHA OBLICUA 0,6 CON PUENTE 3 x 2 ORIF.  
1647-06008 PLACA EN L DERECHA OBLICUA 0,6 CON PUENTE 3 x 3 ORIF.  
1647-06009 PLACA EN Y 0,6 3 x 2 ORIF.  
1647-06010 PLACA EN Y 0,6 3 x 3 ORIF.  
1647-06011 PLACA EN Y 0,6 CON PUENTE  
1647-06012 PLACA EN Y 0,6 DOBLE CON PUENTE  
1647-06013 PLACA DE RECONSTRUCCION 0,6 CURVA 6 ORIF.  
1647-06014 PLACA DE RECONSTRUCCION 0,6 CURVA 8 ORIF.  
1647-06015 MALLA DE RECONSTRUCCION 0,6 2 x 14 ORIF.  
1647-06016 MALLA DE RECONSTRUCCION 0,6 9 x 14 ORIF.  
1647-06017 PLACA DE RECONTRUCCION P 0,6 RECTA 4 ORIF.  
1647-06018 PLACA DE RECONTRUCCION P 0,6 RECTA 6 ORIF.  
1647-06019 PLACA DE RECONTRUCCION P 0,6 RECTA 8 ORIF.  
1647-06020 PLACA DE RECONTRUCCION P 0,6 RECTA 16 ORIF.  
1647-06021 PLACA DE RECONTRUCCION P 0,6 RECTA CON PUENTE 2 ORIF.

1647-06022 PLACA DE RECONSTRUCCION P 0,6 RECTA CON PUENTE 4 ORIF.  
1647-06023 PLACA DE RECONSTRUCCION P 0,6 RECTA CON PUENTE 6 ORIF.  
1647-06024 PLACA EN T P 0,6 3 x 2 ORIF.  
1647-06025 PLACA EN T P 0,6 3 x 4 ORIF.  
1647-10001 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA 4 ORIF.  
1647-10002 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA 6 ORIF.  
1647-10003 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA 8 ORIF.  
1647-10004 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA 16 ORIF.  
1647-10005 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA CON PUENTE 2 ORIF.  
1647-10006 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA CON PUENTE 4 ORIF.  
1647-10007 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA CON PUENTE 6 ORIF.  
1647-10008 PLACA EN T P 1,0 3 x 2 ORIF.  
1647-10009 PLACA EN T P 1,0 3 x 4 ORIF.  
1647-10010 PLACA EN L IZQUIERDA 1,0 2 x 2 ORIF.  
1647-10011 PLACA EN L IZQUIERDA 1,0 2 x 3 ORIF.  
1647-10012 PLACA EN L DERECHA 1,0 2 x 2 ORIF.  
1647-10013 PLACA EN L DERECHA 1,0 2 x 3 ORIF.  
1647-10014 PLACA EN L IZQUIERDA OBLICUA 1,0 CON PUENTE 3 x 2 ORIF.  
1647-10015 PLACA EN L IZQUIERDA OBLICUA 1,0 CON PUENTE 3 x 3 ORIF.  
1647-10016 PLACA EN L DERECHA OBLICUA 1,0 CON PUENTE 3 x 2 ORIF.  
1647-10017 PLACA EN L DERECHA OBLICUA 1,0 CON PUENTE 3 x 3 ORIF.  
1647-10018 PLACA EN Y 1,0 3 x 2 ORIF.  
1647-10019 PLACA EN Y 1,0 3 x 3 ORIF.  
1647-10020 PLACA EN Y P 1,0 CON PUENTE  
1647-10021 PLACA EN Y P 1,0 DOBLE CON PUENTE  
1647-10022 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 CURVA 6 ORIF.  
1647-10023 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 CURVA 8 ORIF.  
1647-20001 PLACA DE RECONSTRURCCION P 2,0 RECTA 8 ORIF.  
1647-20002 PLACA DE RECONSTRURCCION P 2,0 RECTA 11 ORIF.  
1647-20003 PLACA DE RECONSTRURCCION P 2,0 RECTA 14 ORIF.  
1647-20004 PLACA DE RECONSTRURCCION P 2,0 RECTA 17 ORIF.  
1647-20005 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA IZQUIERDA 4 x 8 ORIF.  
1647-20006 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA IZQUIERDA 4 x 11 ORIF.  
1647-20007 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA IZQUIERDA 4 x 14 ORIF.  
1647-20008 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA DERECHA 4 x 8 ORIF.  
1647-20009 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA DERECHA 4 x 11 ORIF.  
1647-20010 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA DERECHA 4 x 14 ORIF.  
1647-20011 PLACA DOBLE L P 2,0 4 x 17 x 4 ORIF.  
1647-20012 PLACA DOBLE L P 2,0 4 x 19 x 4 ORIF.  
441-144000 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 2ORIFICIOS  
441-144001 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 3ORIFICIOS  
441-144002 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 4ORIFICIOS  
441-144003 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 5ORIFICIOS  
441-144004 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 6ORIFICIOS  
441-144005 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 7ORIFICIOS  
441-144006 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 8ORIFICIOS



441-144007 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 9ORIFICIOS  
441-144008 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 10ORIFICIOS  
441-144009 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 11ORIFICIOS  
441-144010 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 12ORIFICIOS  
441-144011 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 13ORIFICIOS  
441-144012 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 14ORIFICIOS  
441-144013 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 15ORIFICIOS  
441-144014 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 2ORIFICIOS  
441-144015 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 3ORIFICIOS  
441-144016 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 4ORIFICIOS  
441-144017 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 5ORIFICIOS  
441-144018 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 6ORIFICIOS  
441-144019 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 7ORIFICIOS  
441-144020 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 8ORIFICIOS  
441-144021 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 9ORIFICIOS  
441-144022 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 10ORIFICIOS  
441-144023 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 11ORIFICIOS  
441-144024 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 12ORIFICIOS  
441-144025 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 13ORIFICIOS  
441-144026 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 14ORIFICIOS  
441-144027 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 15ORIFICIOS  
441-144028 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 2ORIFICIOS  
441-144029 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 3ORIFICIOS  
441-144030 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 4ORIFICIOS  
441-144031 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 5ORIFICIOS  
441-144032 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 6ORIFICIOS  
441-144033 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 7ORIFICIOS  
441-144034 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 8ORIFICIOS  
441-144035 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 9ORIFICIOS  
441-144036 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 10ORIFICIOS  
441-144037 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 11ORIFICIOS  
441-144038 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 12ORIFICIOS  
441-144039 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 13ORIFICIOS  
441-144040 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 14ORIFICIOS  
441-144041 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 15ORIFICIOS  
441-144042 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 2ORIFICIOS  
441-144043 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 3ORIFICIOS  
441-144044 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 4ORIFICIOS  
441-144045 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 5ORIFICIOS  
441-144046 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 6ORIFICIOS  
441-144047 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 7ORIFICIOS  
441-144048 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 8ORIFICIOS  
441-144049 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 9ORIFICIOS  
441-144050 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 10ORIFICIOS  
441-144051 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 11ORIFICIOS  
441-144052 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 12ORIFICIOS

441-144053 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 13ORIFICIOS  
441-144054 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 14ORIFICIOS  
441-144055 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 15ORIFICIOS  
441-144056 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144057 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144058 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144059 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144060 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144061 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144062 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144063 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144064 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144065 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 11ORIFICIOS  
441-144066 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 12ORIFICIOS  
441-144067 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 13ORIFICIOS  
441-144068 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 14ORIFICIOS  
441-144069 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 15ORIFICIOS  
441-144070 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144071 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144072 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144073 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144074 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144075 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144076 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144077 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144078 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144079 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 11ORIFICIOS  
441-144080 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 12ORIFICIOS  
441-144081 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 13ORIFICIOS  
441-144082 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
441-144083 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 15ORIFICIOS  
441-144084 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144085 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144086 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144087 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144088 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144089 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144090 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144091 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144092 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144093 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 11ORIFICIOS  
441-144094 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 12ORIFICIOS  
441-144095 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 13ORIFICIOS  
441-144096 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 14ORIFICIOS  
441-144097 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 15ORIFICIOS  
441-144098 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 2ORIFICIOS

441-144099 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144100 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144101 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144102 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144103 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144104 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144105 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144106 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144107 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 11ORIFICIOS  
441-144108 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 12ORIFICIOS  
441-144109 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 13ORIFICIOS  
441-144110 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
441-144111 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 15ORIFICIOS  
441-144112 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144113 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144114 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144115 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144116 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144117 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144118 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144119 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144120 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144121 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 11ORIFICIOS  
441-144122 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 12ORIFICIOS  
441-144123 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 13ORIFICIOS  
441-144124 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 14ORIFICIOS  
441-144125 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 15ORIFICIOS  
441-144126 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144127 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144128 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144129 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144130 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144131 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144132 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144133 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144134 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144135 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 11ORIFICIOS  
441-144136 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 12ORIFICIOS  
441-144137 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 13ORIFICIOS  
441-144138 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
441-144139 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 15ORIFICIOS  
441-144140 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144141 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144142 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144143 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144144 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 6ORIFICIOS

441-144145 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144146 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144147 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144148 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144149 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144150 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144151 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144152 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144153 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144154 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144155 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144156 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144157 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144158 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 12ORIFICIOS  
441-144159 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 14ORIFICIOS  
441-144160 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144161 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144162 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144163 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144164 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 12ORIFICIOS  
441-144165 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
441-144166 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE VARIABLE  
441-144167 MICRO PLACA PARA SINDESMOSIS DE TOBILLO DE AJUSTE VARIABLE  
441-144168 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 7mm  
441-144169 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 7,5mm  
441-144170 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 8mm  
441-144171 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 8,5mm  
441-144172 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 9mm  
441-144173 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 9,5mm  
441-144174 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 10mm  
441-144175 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 10,5mm  
441-144176 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 11mm  
441-144177 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 11,5mm  
441-144178 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 12mm  
441-144179 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144180 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144181 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144182 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144183 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144184 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144185 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144186 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144187 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144188 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 11ORIFICIOS  
441-144189 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 12ORIFICIOS  
441-144190 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 13ORIFICIOS

441-144191 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 14ORIFICIOS  
441-144192 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 15ORIFICIOS  
441-144193 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144194 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144195 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144196 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144197 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144198 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144199 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144200 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144201 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144202 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 11ORIFICIOS  
441-144203 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 12ORIFICIOS  
441-144204 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 13ORIFICIOS  
441-144205 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
441-144206 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 15ORIFICIOS  
441-144207 PLACA DE CUPULA RADIAL DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144208 PLACA DE CUPULA RADIAL DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144209 PLACA DE CUPULA RADIAL DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144210 PLACA DE CUPULA RADIAL DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144211 PLACA DE CUPULA RADIAL DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144212 PLACA DE CUPULA RADIAL IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144213 PLACA D ECUPULA RADIAL IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144214 PLACA D ECUPULA RADIAL IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144215 PLACA D ECUPULA RADIAL IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144216 PLACA D ECUPULA RADIAL IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144217 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144218 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144219 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144220 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144221 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144222 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144223 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144224 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144225 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144226 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144227 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144228 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144229 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144230 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144231 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144232 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144233 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144234 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144235 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 2ORIFICIOS  
441-144236 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 3ORIFICIOS

441-144237 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 4ORIFICIOS  
441-144238 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 5ORIFICIOS  
441-144239 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 6ORIFICIOS  
441-144240 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 7ORIFICIOS  
441-144241 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 8ORIFICIOS  
441-144242 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 9ORIFICIOS  
441-144243 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 10ORIFICIOS  
441-144244 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144245 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144246 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144247 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144248 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144249 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144250 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144251 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144252 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144253 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144254 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144255 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144256 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144257 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144258 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144259 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144260 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144261 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144262 PLACA DE OLECRANON DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144263 PLACA DE OLECRANON DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144264 PLACA DE OLECRANON DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144265 PLACA DE OLECRANON DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144266 PLACA DE OLECRANON DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144267 PLACA DE OLECRANON DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144268 PLACA DE OLECRANON DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144269 PLACA DE OLECRANON DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144270 PLACA DE OLECRANON DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144271 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144272 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144273 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144274 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144275 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144276 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144277 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144278 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144279 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
1647-20013 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 6mm  
1647-20014 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 8mm  
1647-20015 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 10mm

1647-20016 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 12mm  
1647-20017 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 14mm  
1647-20018 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 16mm  
1647-20019 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 18mm  
1647-20020 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 20mm  
1647-20021 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 22mm  
1647-20022 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 24mm  
1647-20023 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 26mm  
1647-20024 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 28mm  
1647-20025 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 30mm  
441-144293 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 2ORIFICIOS  
441-144294 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 3ORIFICIOS  
441-144295 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 4ORIFICIOS  
441-144296 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 5ORIFICIOS  
441-144297 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 6ORIFICIOS  
441-144298 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 7ORIFICIOS  
441-144299 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 8ORIFICIOS  
441-144300 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 9ORIFICIOS  
441-144301 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 10ORIFICIOS  
441-144302 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 2ORIFICIOS  
441-144303 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 3ORIFICIOS  
441-144304 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 4ORIFICIOS  
441-144305 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 5ORIFICIOS  
441-144306 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 6ORIFICIOS  
441-144307 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 7ORIFICIOS  
441-144308 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 8ORIFICIOS  
441-144309 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 9ORIFICIOS  
441-144310 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 10ORIFICIOS  
441-144311 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144312 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144313 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144314 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144315 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144316 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144317 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144318 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144319 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA  
10ORIFICIOS  
441-144320 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA  
11ORIFICIOS  
441-144321 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA  
12ORIFICIOS  
441-144322 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA  
13ORIFICIOS  
441-144323 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA  
14ORIFICIOS

|             |       |      |       |          |           |               |             |
|-------------|-------|------|-------|----------|-----------|---------------|-------------|
| 441-144324  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | DERECHA     |
| 15ORIFICIOS |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144325  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 2ORIFICIOS  |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144326  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 3ORIFICIOS  |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144327  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 4ORIFICIOS  |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144328  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 5ORIFICIOS  |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144329  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 6ORIFICIOS  |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144330  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 7ORIFICIOS  |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144331  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 8ORIFICIOS  |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144332  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 9ORIFICIOS  |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144333  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 10ORIFICIOS |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144334  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 11ORIFICIOS |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144335  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 12ORIFICIOS |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144336  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 13ORIFICIOS |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144337  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 14ORIFICIOS |       |      |       |          |           |               |             |
| 441-144338  | PLACA | PARA | TIBIA | PROXIMAL | ANATOMICA | ANTEROLATERAL | IZQUIERDA   |
| 15ORIFICIOS |       |      |       |          |           |               |             |
| 1647-20026  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 2ORIFICIOS  |
| 1647-20027  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 3ORIFICIOS  |
| 1647-20028  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 4ORIFICIOS  |
| 1647-20029  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 5ORIFICIOS  |
| 1647-20030  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 6ORIFICIOS  |
| 1647-20031  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 7ORIFICIOS  |
| 1647-20032  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 8ORIFICIOS  |
| 1647-20033  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 9ORIFICIOS  |
| 1647-20034  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 10ORIFICIOS |
| 1647-20035  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 11ORIFICIOS |
| 1647-20036  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 12ORIFICIOS |
| 1647-20037  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 13ORIFICIOS |
| 1647-20038  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 14ORIFICIOS |
| 1647-20039  | PLACA | PARA | PILON | TIBIAL   | ANATOMICA | IZQUIERDA     | 15ORIFICIOS |
| 441-144415  | PLACA | PARA | FEMUR | PROXIMAL | ANATOMICA |               | 3ORIFICIOS  |
| 441-144416  | PLACA | PARA | FEMUR | PROXIMAL | ANATOMICA |               | 4ORIFICIOS  |



441-144417 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 5ORIFICIOS  
441-144418 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 6ORIFICIOS  
441-144419 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 7ORIFICIOS  
441-144420 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 8ORIFICIOS  
441-144421 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 9ORIFICIOS  
441-144422 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 10ORIFICIOS  
441-144423 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 11ORIFICIOS  
441-144424 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 12ORIFICIOS  
441-144425 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 13ORIFICIOS  
441-144426 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 14ORIFICIOS  
441-144427 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 15ORIFICIOS  
441-144428 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 16ORIFICIOS  
441-144429 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 17ORIFICIOS  
441-144430 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 18ORIFICIOS  
441-144431 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 19ORIFICIOS  
441-144432 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 20ORIFICIOS  
441-144433 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 3ORIFICIOS  
441-144434 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 4ORIFICIOS  
441-144435 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 5ORIFICIOS  
441-144436 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 6ORIFICIOS  
441-144437 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 7ORIFICIOS  
441-144438 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 8ORIFICIOS  
441-144439 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 9ORIFICIOS  
441-144440 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 10ORIFICIOS  
441-144441 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 11ORIFICIOS  
441-144442 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 12ORIFICIOS  
441-144443 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 13ORIFICIOS  
441-144444 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 14ORIFICIOS  
441-144445 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 15ORIFICIOS  
441-144446 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 16ORIFICIOS  
441-144447 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 17ORIFICIOS  
441-144448 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 18ORIFICIOS  
441-144449 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 19ORIFICIOS  
441-144450 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 20ORIFICIOS  
441-144451 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 3ORIFICIOS  
441-144452 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 4ORIFICIOS  
441-144453 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 5ORIFICIOS  
441-144454 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 6ORIFICIOS  
441-144455 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 7ORIFICIOS  
441-144456 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 8ORIFICIOS  
441-144457 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 9ORIFICIOS  
441-144458 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 10ORIFICIOS  
441-144459 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 11ORIFICIOS  
441-144460 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 12ORIFICIOS  
441-144461 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 13ORIFICIOS  
441-144462 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 14ORIFICIOS

441-144463 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 15ORIFICIOS  
441-144464 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 16ORIFICIOS  
441-144465 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 17ORIFICIOS  
441-144466 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 18ORIFICIOS  
441-144467 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 19ORIFICIOS  
441-144468 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 20ORIFICIOS  
1647-144407 PLACA ACETABULAR ANATOMICA IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
1647-144408 PLACA ACETABULAR ANATOMICA IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
1647-144409 PLACA ACETABULAR ANATOMICA IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
1647-144410 PLACA ACETABULAR ANATOMICA IZQUIERDA 15ORIFICIOS  
1647-144411 PLACA ACETABULAR ANATOMICA IZQUIERDA 16ORIFICIOS  
1647-144412 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 10mm  
1647-144413 PLACA PARA COSTILLA DE 4 ORIF. X 30mm  
1647-144414 PLACA PARA COSTILLA DE 4 ORIF. X 45mm  
1647-144415 PLACA PARA COSTILLA DE 4 ORIF. X 44mm  
1647-144416 PLACA PARA COSTILLA DE 5 ORIF. X 30mm  
1647-144417 PLACA PARA COSTILLA DE 5 ORIF. X 45mm  
1647-144418 PLACA PARA COSTILLA DE 5 ORIF. X 55mm  
1647-144419 PLACA PARA COSTILLA DE 6 ORIF. X 30mm  
1647-144420 PLACA PARA COSTILLA DE 6 ORIF. X 45mm  
1647-144421 PLACA PARA COSTILLA DE 6 ORIF. X 55mm  
1647-144422 PLACA DE OSTEOSINTESIS SEGÚN RX  
442-0402-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 2 ORIF. TIT.  
442-0403-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 3 ORIF. TIT.  
442-0404-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 4 ORIF. TIT.  
442-0405-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 5 ORIF. TIT.  
442-0406-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 6 ORIF. TIT.  
442-0407-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 7 ORIF. TIT.  
442-0408-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 8 ORIF. TIT.  
442-0409-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 9 ORIF. TIT.  
442-0410-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 10 ORIF. TIT  
442-0411-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 11 ORIF. TIT.  
442-0412-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 12 ORIF. TIT  
442-0413-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 13 ORIF. TIT.  
442-0414-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 14 ORIF. TIT  
442-0402-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 2 ORIF. TIT.  
442-0403-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 3 ORIF. TIT.  
442-0404-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
442-0405-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
442-0406-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
442-0407-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
442-0408-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
442-0409-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
442-0410-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 10 ORIF. TIT  
442-0411-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
442-0412-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 12 ORIF. TIT

442-0413-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 13 ORIF. TIT.  
442-0414-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 14 ORIF. TIT  
442-0415-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 15 ORIF. TIT.  
442-0416-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 16 ORIF. TIT.  
442-0504-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 4 ORIF. TIT.  
442-0506-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 6 ORIF. TIT.  
442-0508-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 8 ORIF. TIT.  
442-0510-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 10 ORIF. TIT.  
442-0512-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 12 ORIF. TIT.  
442-0514-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 14 ORIF. TIT.  
442-0516-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 16 ORIF. TIT.  
442-0518-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 18 ORIF. TIT.  
442-0520-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 20 ORIF. TIT.  
442-0504-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
442-0506-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
442-0508-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
442-0510-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 10 ORIF. TIT.  
442-0512-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 12 ORIF. TIT.  
442-0514-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 14 ORIF. TIT.  
442-0516-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 16 ORIF. TIT.  
442-0518-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 18 ORIF. TIT.  
442-0520-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 20 ORIF. TIT.  
1647-144451 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT.  
1647-144452 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT.  
1647-144453 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT.  
1647-144454 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT.  
1647-144455 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 13 ORIF. TIT.  
1647-144456 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 14 ORIF. TIT.  
1647-144457 MICRO PLACA FEMORAL DE REVISION LOOP #1  
1647-144458 MICRO PLACA FEMORAL DE REVISION LOOP #2  
1647-144459 MICRO PLACA FEMORAL DE REVISION LOOP #3  
1647-144460 MICRO PLACA FEMORAL DE REVISION LOOP #4  
1647-144461 MICRO PLACA FEMORAL DE REVISION LOOP #5  
1647-144462 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CURVA STANDARD X 3 ORIF.  
1647-144463 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CURVA STANDARD X 4 ORIF.  
1647-144464 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CURVA STANDARD X 5 ORIF.  
1647-144465 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CURVA STANDARD X 6 ORIF.  
1647-144466 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO RECTA X 3 ORIF.  
1647-144467 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO RECTA X 4 ORIF.  
1647-144468 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO RECTA X 5 ORIF.  
1647-144469 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO RECTA X 6 ORIF.  
1647-144470 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CORTA X 3 ORIF.  
1647-144471 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CORTA X 4 ORIF.  
1647-144472 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CORTA X 5 ORIF.  
1647-144473 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CORTA X 6 ORIF.  
1647-144474 PLACA DE HUMERO PROXIMAL DE TITANIO SEGÚN RX

1647-144475 PLACA DE HUMERO PROXIMAL ANATOM. SEGÚN RX  
1647-144476 PLACA DE RADIO DISTAL TITANIO SEGÚN RX  
440-00101 (P00101) PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 3 ORIF. TIT.  
440-00102 (P00102) PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT.  
440-00103 (P00103) PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00104 (P00104) PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00106 (P00106) PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT.  
440-00110 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT. (53mm)  
440-00111 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT. (66mm)  
440-00112 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT. (79mm)  
440-00113 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT. (92mm)  
440-00114 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT. (105mm)  
440-00115 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT. (118mm)  
440-00116 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT. (131mm)  
440-00117 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT. (144mm)  
440-00118 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT. (157mm)  
440-00201 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00202 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT.  
440-00203 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00204 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00205 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00206 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00207 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00208 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT.  
440-00209 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00301 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4,5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00302 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4,5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00303 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00304 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4,5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00305 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00306 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4,5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00307 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4,5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00308 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4,5 x 14 ORIF. TIT.  
440-00311 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00312 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00313 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00314 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00315 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00316 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00317 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00318 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 14 ORIF. TIT.  
441-045050-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 5,0mm TIT.  
441-045075-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 7,5mm TIT.  
441-045100-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 10,0mm TIT.  
441-045125-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 12,5mm TIT.  
441-045150-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 15,0mm TIT.

441-045175-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 17,5mm TIT.  
441-144339 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 4 ORIF. TIT.  
441-144340 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. TIT.  
441-144341 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. TIT.  
441-144342 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 10 ORIF. TIT.  
441-144343 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
441-144344 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
441-144345 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
441-144346 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 10 ORIF. TIT.  
441-144347 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
441-144348 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
441-144349 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
441-144350 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
441-144351 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT.  
441-144356 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
441-144358 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
441-144360 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
441-144362 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
441-144364 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 13 ORIF. TIT.  
441-144366 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 15 ORIF. TIT.  
441-144370 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
441-144372 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
441-144374 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
441-144376 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
441-144378 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 13 ORIF. TIT.  
441-144380 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 15 ORIF. TIT.  
441-144384 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
441-144386 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
441-144388 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
441-144390 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
441-144392 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 13 ORIF. TIT.  
441-144394 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 15 ORIF. TIT.  
441-144396 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 17 ORIF. TIT.  
441-144401 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
441-144403 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
441-144405 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
441-144407 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
441-144409 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 13 ORIF. TIT.  
441-144411 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 15 ORIF. TIT.  
441-144413 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 17 ORIF. TIT.  
441-144469 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
441-144470 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
441-144471 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
441-144472 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
441-144482 PLACA CALCANEO BLOQ. 60mm DER. TIT.  
441-144483 PLACA CALCANEO BLOQ. 70mm DER. TIT.

441-144484 PLACA CALCANEEO BLOQ. 80mm DER. TIT.  
441-144485 PLACA CALCANEEO BLOQ. 90mm DER. TIT.  
441-144488 PLACA CALCANEEO BLOQ. 60mm IZQ. TIT.  
441-144489 PLACA CALCANEEO BLOQ. 70mm IZQ. TIT.  
441-144490 PLACA CALCANEEO BLOQ. 80mm IZQ. TIT.  
441-144491 PLACA CALCANEEO BLOQ. 90mm IZQ. TIT.  
441-144496 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 15mm  
441-144497 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 20mm  
441-144498 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 25mm  
441-144499 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 30mm  
441-144520 MICROPLACA FEMORAL DE AJUSTE VARIABLE  
442-0404-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 4 ORIF. TIT.  
442-0404-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
442-0406-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 6 ORIF. TIT.  
442-0406-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
442-0408-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 8 ORIF. TIT.  
442-0408-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
442-0410-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 10 ORIF. TIT  
442-0410-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 10 ORIF. TIT  
442-0412-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 12 ORIF. TIT  
442-0412-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 12 ORIF. TIT  
442-0414-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 14 ORIF. TIT  
442-0414-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 14 ORIF. TIT  
442-045050-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 5,0mm TIT  
442-045050-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 5,0mm TIT  
442-045075-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 7,5mm TIT  
442-045075-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 7,5mm TIT  
442-045100-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 10,0mm TI  
442-045100-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 10,0mm TI  
442-045125-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 12,5mm TI  
442-045125-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 12,5mm TI  
442-045150-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 15,0mm TI  
442-045150-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 15,0mm TI  
442-045175-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 17,5mm TI  
442-045175-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 17,5mm TI  
444-04LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 4 ORIF. (81 mm)  
444-04LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 4 ORIF. (81 mm)  
444-05LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. (94 mm)  
444-05LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. (94 mm)  
444-06LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. (108 mm)  
444-06LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. (108 mm)  
444-06MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. (94 mm)  
444-06MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. (94 mm)  
444-07LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. (123 mm)  
444-07LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. (123 mm)  
444-07MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. (110 mm)

444-07MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. (110 mm)  
444-08LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. (135 mm)  
444-08LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIF. (135 mm)  
444-08MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. (120 mm)  
444-08MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIF. (120 mm)  
447-034502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 3 ORIF. TIT.  
447-034502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 3 ORIF. TIT.  
447-034537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 3 ORIF. TIT.  
447-054502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
447-054502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
447-054537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 5 ORIF. TIT.  
447-074502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
447-074502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
447-074537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 7 ORIF. TIT.  
447-094502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
447-094502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
447-094537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 9 ORIF. TIT.  
447-114502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
447-114502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
447-114537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 11 ORIF. TIT.  
449-03D PLACA RADIO DISTAL 3 ORIFICIOS DER. (50mm)  
449-03I PLACA RADIO DISTAL 3 ORIFICIOS IZQ. (50mm)  
449-04D PLACA RADIO DISTAL 4 ORIFICIOS DER. (60mm)  
449-04I PLACA RADIO DISTAL 4 ORIFICIOS IZQ. (60mm)  
449-05D PLACA RADIO DISTAL 5 ORIFICIOS DER. (70mm)  
449-05I PLACA RADIO DISTAL 5 ORIFICIOS IZQ. (70mm)  
449-07D PLACA RADIO DISTAL 7 ORIFICIOS DER. (90mm)  
449-07I PLACA RADIO DISTAL 7 ORIFICIOS IZQ. (90mm)  
449-09D PLACA RADIO DISTAL 9 ORIFICIOS DER. (110mm)  
449-09I PLACA RADIO DISTAL 9 ORIFICIOS IZQ. (110mm)  
449-82DS PLACA VOLAR 2 HILERA ESPECIAL 8 ORIFICIOS DERECHA  
449-82IS PLACA VOLAR 2 HILERA ESPECIAL 8 ORIFICIOS IZQUIERDA  
44932D PLACA VOLAR DOBLE FILA 3 ORIFICIOS DER.  
44932I PLACA VOLAR DOBLE FILA 3 ORIFICIOS IZQ.  
44942D PLACA VOLAR DOBLE FILA 4 ORIFICIOS DER.  
44942I PLACA VOLAR DOBLE FILA 4 ORIFICIOS IZQ.  
44952D PLACA VOLAR DOBLE FILA 5 ORIFICIOS DER.  
44952I PLACA VOLAR DOBLE FILA 5 ORIFICIOS IZQ.  
906-0414-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 14mm  
906-0414-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 14mm  
906-0416-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 16mm  
906-0416-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 16mm  
906-0418-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 18mm  
906-0420-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 20mm  
906-0422-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 22mm  
906-0424-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 24mm

906-0428-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 28mm  
906-0430-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 30mm  
906-0432-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 32mm  
906-0434-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 34mm  
906-0626-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 26mm  
906-0628-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 28mm  
906-0630-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 30mm  
906-0632-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 32mm  
906-0634-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 34mm  
906-0636-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 36mm  
906-0638-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 38mm  
906-0640-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 40mm  
906-0642-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 42mm  
906-0644-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 44mm  
906-0648-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 48mm  
906-0652-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 52mm  
906-0844-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 44mm  
906-0846-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 46mm  
906-0848-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 48mm  
906-0850-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 50mm  
906-0852-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 52mm  
906-0854-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 54mm  
906-0856-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 8 ORIF. x 56mm  
906-0856-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 56mm  
906-0858-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 58mm  
906-0860-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 60mm  
906-0862-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 62mm  
906-0864-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 64mm  
906-0866-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 66mm

Instrumental Asociado:

CDH-I-0181.05020 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS PCA (C)  
CDH-I-0182.07032 ATORNILLADOR HEXAGONAL C/ ACOPLA 2,5 PCA (C)  
CDH-I-0182.11014 ACOPLA RAPIDO PARA PLACAS CERVICALES PCA (C)  
CDH-I-1017 GUIA DE MECHA DIAM 7,0mm  
CDH-I-11-5059 ATORNILLADOR S & N C/ ACOPLA HUDSON HEX. 4,0mm  
CDH-I-1181.05030 FORCEPS SOSTENEDOR PCA (C)  
CDH-I-1181.06010 DOBLADORA DE PLACA TRES PUNTOS PCA (C)  
CDH-I-1181.17010 DISTRACTOR DE CASPAR PCA (C)  
CDH-I-1182.01050 MECHA AJUSTABLE PCA (C)  
CDH-I-1182.01051 MECHA Ø2,5 LONGITUD FIJA PCA (C)  
CDH-I-1184.01031 INICIADOR COLUMNA CERVICAL PCA (C)  
CDH-I-1184.02030 GUIA DE MECHA ANGULADA 1 PCA (C)  
CDH-I-1184.04010 MACHO TORNILLO 3,5 CERVICALES PCA (C)  
CDH-I-1184.12010 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. DE CASPAR (C)



CDH-I-1184.15010 DISPOSITIVO PORTA PINES (C)  
CDH-I-1211 PROBADOR CUÑA  
CDH-I-1212 OSTEOTOMO LAMINAR 24cm x 25mm  
CDH-I-1213 GUIA DE CORTE  
CDH-I-1214 MARTILLO 250 gr.  
CDH-I-1215 IMPACTOR DE PLACA P/ OSTEOTOMIA  
CDH-I-1216 GRIFA DOBLADORA PLACAS DE OSTEOTOMIA  
CDH-I-1218 GRIFA DOBLADORA PLACAS CLAVICULA  
CDH-I-1681.20110 MECHA DIAM. 2,0 x 110mm TIT (C)  
CDH-I-1681.20150 MECHA DIAM. 2,0 x 150mm TIT (C)  
CDH-I-1681.25110 MECHA DIAM. 2,5 x 110mm TIT (C)  
CDH-I-1681.25155 MECHA DIAM. 2,5 x 155mm TIT (C)  
CDH-I-1681.35110 MECHA DIAM. 3,5 x 110mm TIT (C)  
CDH-I-1681.35150 MECHA DIAM. 3,5 x 150mm TIT (C)  
CDH-I-1681.35155 MECHA DIAM. 3,5 x 155mm TIT (C)  
CDH-I-1681.35200 MECHA DIAM. 3,5 x 200mm TIT (C)  
CDH-I-1681.45200 MECHA DIAM. 4,5 x 200mm TIT (C)  
CDH-I-1681.50150 MECHA DIAM. 5,0 x 150mm TIT (C)  
CDH-I-1681.50200 MECHA DIAM. 5,0 x 200mm TIT (C)  
CDH-I-18060 ACOPLA PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø5,5mm  
CDH-I-18061 ACOPLA PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø8,0mm  
CDH-I-18062 ACOPLA PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø4,5mm  
CDH-I-2051/1 PERNO DE INSERCIÓN/IMPACTACIÓN  
CDH-I-2074 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCENTRICO 4,5 mm  
CDH-I-2074-1 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCENTRICO 4,5 mm (C)  
CDH-I-2075/S ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 4,5 (HEX.3,5) SILICONA  
CDH-I-2076 ATORNILLADOR HEXAGONAL FEMORAL CANULADO  
CDH-I-2081 ACOPLA RAPIDO PARA AESCULAP DRIVE CONN.  
CDH-I-2086 MEDIDOR TORNILLOS CAJA DHS/DCS  
CDH-I-2086-1 MEDIDOR TORN. DHS/DCS-PL.BLOQ. 4,5-90mm (C) (0281.03041)  
CDH-I-2096 GUIA DE MECHA DIAM 3,5mm  
CDH-I-2097 GUIA DE MECHA DIAM 5,0mm  
CDH-I-2201 GUIA ANGULADA 95°  
CDH-I-2201-1 GUIA ANGULADA 95° (C) (0383.02010)  
CDH-I-2206 MACHO DESLIZANTE DHS-DCS  
CDH-I-2208/01-1 FRESA DHS 135° (C) (0383.01012)  
CDH-I-2208/01-1U FRESA DHS 135° (C) c/acople Hex. Synthes  
CDH-I-2208/01/U FRESA DHS 135° c/acople Hex. Synthes  
CDH-I-2208/02-1 FRESA DCS 95° (C) (0383.01022)  
CDH-I-2208/02/U FRESA DCS 95° c/acople Hex. Synthes  
CDH-I-2209 IMPACTOR DE PLACA  
CDH-I-2211-1 GUIA ANGULADA 135° (C) (0383.02030)  
CDH-I-2212 CABO EN T DHS-DCS  
CDH-I-2213/01 MACHO CORTICAL EN T Ø 4.5mm  
CDH-I-2213/03 MACHO ESPONJOSO EN T Ø 6,5 mm  
CDH-I-31006 FRESA PROYECTIL DE ANCLAJE RAPIDO

CDH-I-31007 FRESA CONICA DE ANCLAJE RAPIDO Ø8,5 x 80mm  
CDH-I-31011 LLAVE DE BOCA 11mm  
CDH-I-31014 MECCHA DIAM. 2,7 x 210mm  
CDH-I-3332 MEDIDOR TORNILLOS DESLIZANTES CAJA DHS-DCS  
CDH-I-3333 GUIA DE MACHO DHS-DCS  
CDH-I-3334/C GUIA DE PLACA DHS-DCS /C  
CDH-I-3334/T GUIA DE PLACA DHS-DCS /T  
CDH-I-3335/C SUJETADOR DE GUIA DE PLACA /C  
CDH-I-3335/T SUJETADOR DE GUIA DE PLACA /T  
CDH-I-3336 GUIA DE LLAVE T DHS-DCS  
CDH-I-3337/T LLAVE EN T DHS-DCS /T  
CDH-I-3338/T SUJETADOR DE DESLIZANTE CANULADO /T  
CDH-I-3346/95 LLAVE DE BOCA de 9,5mm  
CDH-I-3360 MECCHA DIAM. 4.0 x 200mm  
CDH-I-34054210-2 DOBLADORA DE PLACA DE CLAVICULA (C) (34.05.4210-02)  
CDH-I-35000-R PROTECTOR DE ROSCA Ø3,5 mm TIT.  
CDH-I-4482-L CAMISA P/ PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL  
CDH-I-4484-L INTRACANULA P/ PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL  
CDH-I-45000-R PROTECTOR DE ROSCA Ø4,5 mm TIT.  
CDH-I-5010 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS  
CDH-I-5013 LLAVE HEXAGONAL DE 17mm EN T CARDANICA  
CDH-I-5014 LLAVE DE BOCA DE 14mm - 17mm  
CDH-I-5017/3.5 MECCHA DIAM. 3,5 x 300mm  
CDH-I-5027 ATORNILLADOR EN T - 5.0mm ( FEMUR)  
CDH-I-5046 PERNO IMPACTOR TIBIA  
CDH-I-7005 PALANCA HOHMANN 8 x 22 mm  
CDH-I-7005/25 GUIA DE MECCHA DIAM 2,5mm  
CDH-I-7006 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PL. VOLAR / PL.BLOQ. 3,5  
CDH-I-7006-1 MED. TORN. PL.RD/PL.BLOQ. 3,5/PL.CLAV.-60mm (C) (0181.03030)  
CDH-I-7006-2 MED. TORN. PL.BLOQ.MIEM.INF.DISTAL -60mm (C) (0181.03030)  
CDH-I-7007 MACHO CORTICAL EN T Ø 3,5mm  
CDH-I-7008 DAVIER VERBRUGGE 190 mm  
CDH-I-7009 ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 3,5 (HEX.2,5)  
CDH-I-7009/S ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 3,5 (HEX.2,5) SILICONA  
CDH-I-7010/25 MECCHA DIAM, 2,5 x 155mm  
CDH-I-7010/35/AC MECCHA CON ACOPLA Ø3,5 x 155mm  
CDH-I-7011 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PLACA VOLAR  
CDH-I-7012 ATORNILLADOR PUNTA CUAD. P/TORN. VAST. EXPANSIVO(  
CDH-I-7013 GRIFA DOBLADORA PLACAS 3,5  
CDH-I-7014 GUIA DE MECCHA NEUTRO EXCENTRICO 3,5 mm  
CDH-I-7015/45 MECCHA DIAM. 4,5 x 200mm  
CDH-I-7017 DAVIER VERBRUGGE 260 mm  
CDH-I-7018 PALANCA HOHMANN 24 x 240 mm  
CDH-I-7018/20B GUIA BLOQUEADA 1/8" - Ø2,0 x 50mm  
CDH-I-7019 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PL.BLOQ.4,5  
CDH-I-7021 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PLACA HUMERO PROXIMAL

CDH-I-7022-D GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 DERECHA.  
CDH-I-7035/3505B GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 50mm  
CDH-I-7035/3510B GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 100mm  
CDH-I-7045/3510B GUIA BLOQUEADA 4,5 - Ø3,5 x 100mm  
CDH-I-7045/4710B GUIA BLOQUEADA 4,5 - Ø4,7 x 100mm  
CDH-I-71173418 MECHA CON ACOPLER OMNES Ø2,7 x 292mm  
CDH-I-81.06011 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 IZQUIERDA  
CDH-I-81.06012 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 DERECHA

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Las placas de osteosíntesis del sistema, utilizado con los tornillos del PM 1006-17 Sistema de Tornillos Óseos de Titanio CDH se utilizan en pacientes adultos y pediátricos, y están indicados para la fijación de fracturas de los huesos pélvicos y fracturas de huesos pequeños y grandes. Las indicaciones de uso incluyen fracturas de la tibia, peroné, cóndilo femoral, pelvis, acetábulo, metacarpianos, metatarsianos, húmero, cúbito, radio, calcáneo y clavícula, fracturas de los huesos de la sección intermedia de la mano y de los pies y artrodesis de la cadera. También para cirugías del cráneo y del macizo facial.

Se puede usar también en pacientes con hueso osteopénico (según la clasificación de fracturas de la AO/OTA) de la tibia distal y proximal, así como para la fijación de fracturas del peroné. El uso de placas tubulares bloqueantes de un tercio, están indicadas para la fijación de fracturas, pseudoartrosis y osteotomías del maléolo medial, peroné, cúbito distal, olécranon, calcáneo y metatarsianos.

El Sistema de placas bloqueadas periarticulares, y placas óseas para fémur proximal, pueden utilizarse tanto en pacientes adultos como en pacientes con osteoporosis. Con las placas óseas para fémur proximal, los tornillos óseos y accesorios se pueden tratar fracturas de la región trocantérea, incluidas la intertrocantérea simple, la trocantérica oblicua inversa, la trocantérica transversal, la conminuta compleja y las fracturas con inestabilidad del córtex medio; las fracturas del fémur proximal combinadas con fracturas del eje ipsilateral; fracturas patológicas del fémur proximal incluidas las fracturas metastásicas; osteotomías del fémur proximal; fijación de fracturas en hueso osteopénico; fijación de pseudoartrosis y uniones defectuosas; fracturas de cuello de fémur basi/transcervicales; fracturas de cuello de fémur subcapitales y fracturas de fémur subtrocantéreas.

Período de vida útil: 5 (cinco) años para los modelos estériles.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NC

Forma de presentación: Por Unidad, estéril / no estéril.

Método de esterilización: Modelos estériles: Esterilización por Óxido de Etileno.

Nombre del fabricante:

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

Lugar de elaboración:

JUAN CANALS 2235 - ROSARIO - SANTA FE - ARGENTINA

N° 1-0047-3110-006773-21-5

N° Identificador Trámite: 33439

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta Maria  
Date: 2024.05.28 14:50:27 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.05.28 14:50:29 -03:00

ANEXO III. B  
PROYECTO DE ROTULO

REGISTRO:

SISTEMA DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS DE TITANIO

PRODUCTO LIMPIO - NO ESTERIL

**cdh** SISTEMA DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS DE TITANIO

INDUSTRIA ARGENTINA

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.  
JUAN CANALS 2235 CP 2000-ROSARIO

Antes de su utilización leer las instrucciones en el interior del envase.

Modelo XXX  
Medidas: XXX

REF 111-11340/T2  
111-11340/T2

LOT 051218/4196/2  
051218/4196/2

2018-12  
PRODUCTO LIMPIO  
**NO ESTERIL**  
DIRECTOR TECNICO  
Farm. NORA OLEAGA  
Mat. Pcial. N° 1750

Unico uso  
USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES  
E INSTITUCIONES SANITARIAS

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO,  
OSCURO Y LIBRE DE POLVO

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 1006-16

PRODUCTO ESTERIL

**cdh** SISTEMA DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS DE TITANIO

INDUSTRIA ARGENTINA

NO USAR SI EL CIERRE ESTA DAÑADO

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.  
JUAN CANALS 2235 CP 2000-ROSARIO

Antes de su utilización leer las instrucciones en el interior del envase.

Modelo XXX  
Medidas: XXX

ESTERIL ETO 2024-02

REF 9-136-B  
9-136-B

LOT 161118/4179  
161118/4179

2018-11  
DIRECTOR TECNICO  
Farm. NORA OLEAGA  
Mat. Pcial. N° 1750

Unico uso  
USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES  
E INSTITUCIONES SANITARIAS

ALMACENAR EN LUGAR FRESCO,  
OSCURO Y LIBRE DE POLVO

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM 1006-16

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.  
HORACIO DOMINGUEZ  
SOCIO GERENTE

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.  
NORA OLEAGA  
FARMACEUTICA  
DIRECTORA TECNICA



Fabricado por  
**CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L**  
Juan Canals 2225 – S2004BYA – Rosario – República  
Argentina  
Teléfax 54-341- 5286489  
www.cdh-protesis.com.ar – info@cdh-protesis.com.ar

“USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS”

**INFORMACION MÉDICA IMPORTANTE - DIRIGIDA A LOS  
CIRUJANOS Y PERSONAL AUTORIZADO.**

## SISTEMA DE PLACAS DE OSTEOSINTESIS DE TITANIO

### PM 1006-16

#### INSTRUCCIONES DE USO

Contenido del sistema:

- Implantes óseos, esteriles y no estériles – De un solo uso

Antes de utilizar el dispositivo, lea detenidamente todas las instrucciones y familiarícese con las técnicas quirúrgicas.

#### DESCRIPCIÓN

**PLACAS DE MINIFRAGMENTOS:** placas de reconstrucción, placas de reconstrucción curvas, placas en T, placas en L derechas e izquierdas, placas en L oblicuas derechas e izquierdas, placas en Y, placas en Y con puente, placas en Y con doble puentes, placas bloqueadas 1/3 de tubo.

**PLACAS DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS:** placas bloqueadas en T, placas bloqueadas en T oblicuas, placas bloqueadas número proximal, placas pílón tibial, placas radio distal, placas bloqueadas DCP MIPPO, placas DCP rectas, placas bloqueadas DCP rectas, placas bloqueadas de reconstrucción, placas bloqueadas de reconstrucción curvas, placas 1/3 de tubo.

**PLACAS DE GRANDES FRAGMENTOS:** placas bloqueadas femur proximal, placas en L bloqueadas derechas e izquierdas, placas en T bloqueadas anguladas, placas osteotomía femoral distal bloqueada, placas osteotomía tibial proximal bloqueada derechas e izquierdas.

#### INFORMACIÓN MÉDICA IMPORTANTE

##### Nota Especial

Los dispositivos de fijación de fractura se usan solamente como ayuda en el proceso de curación; no son sustitutos de hueso o tejido intacto normal. La anatomía de los huesos humanos presenta limitaciones con respecto al tamaño o espesor de los tornillos para hueso o placas de osteosíntesis y por lo tanto la resistencia de los implantes es limitada. Está contraindicado apoyar todo el peso antes de que el hueso sane totalmente. Con el esfuerzo repetido de los pacientes sin unión o cura retardada, el producto inevitablemente se doblará, romperá o se saldrá del hueso.

Los dispositivos de fijación de fractura están disponibles en muchos estilos y tamaños y están fabricados de diversos materiales como acero inoxidable o titanio. El material componente se indica en el ROTULO (etiqueta exterior de la caja de cartón). Usar solamente los componentes fabricados del mismo

material. Nunca mezclar metales diferentes. Los componentes de diferentes fabricantes no deberían ser mezclados, excepto cuando lo indique el fabricante.

Todos los componentes implantables son para un solo uso.

#### INDICACIONES

Las placas de osteosíntesis del sistema CDH, utilizadas con los tornillos del producto médico 1006-17 Sistema de Tornillos Óseos de titanio CDH se utilizan en pacientes adultos y pediátricos, y están indicados para la fijación de fracturas de los huesos pélvicos y fracturas de huesos pequeños y grandes. Las indicaciones de uso incluyen fracturas de la tibia, peroné, cóndilo femoral, pelvis, acetábulo, metacarpianos, metatarsianos, húmero, cúbito, radio, calcáneo y clavícula, fracturas de los huesos de la sección intermedia de la mano y de los pies y artrodesis de la cadera. También para cirugías del cráneo y del maxilo facial.

Se puede usar también en pacientes con hueso osteopéxico según la clasificación de fracturas de la AO(OTA) de la tibia distal y proximal, así como para la fijación de fracturas del peroné. El uso de placas tubulares bloqueantes de un tercio, están indicadas para la fijación de fracturas, pseudoartrosis y osteomielitis del maléolo medial, peroné, cúbito distal, olécranon, calcáneo y metatarsianos.

El Sistema de placas bloqueadas periarticulares, y placas óseas para fémur proximal, pueden utilizarse tanto en pacientes adultos como en pacientes con osteoporosis. Con las placas óseas para fémur proximal, los tornillos óseos y accesorios se pueden tratar fracturas de la región trocantérea, incluidas la intertrocantérea simple, la trocantérea oblicua inversa, la trocantérea transversal, la cominita compleja y las fracturas con inestabilidad del córtex medio; las fracturas del fémur proximal combinadas con fracturas del eje ipsilateral; fracturas patológicas del fémur proximal incluidas las fracturas metastásicas; osteomielitis del fémur proximal; fijación de fracturas en hueso osteopéxico; fijación de pseudoartrosis y uniones defectuosas; fracturas de cuello de fémur basi/transcervicales; fracturas de cuello de fémur subcapitales y fracturas de fémur subtrocantéreas.

#### Placas tubo DHS – DCS

Dichas Placas de Osteosíntesis tipo DHS (dinamic hip system) y DCS (dinamic condilar system) (PLACAS TUBO) están indicados en:

1. Las fracturas intracapsulares del cuello femoral. (Para fracturas intracapsulares altas, puede ser más prudente seleccionar una prótesis en lugar de fijación interna para reducir el riesgo de la falta de unión o necrosis avascular de la cabeza femoral).
2. Las fracturas trocantéreas o subtrocantéreas con precauciones adicionales apropiadas postoperatorias acerca de soporte de peso y actividad más que sedentaria.
3. Osteomielitis para pacientes con enfermedades o deformidades de la cadera.
4. Fracturas supracondilares y fracturas femorales distales usando una placa supracondilar.
5. Fracturas del cuello/eje femoral ipsilateral.

#### Placas de osteosíntesis con cuña incorporada

Dichas placas están indicadas en:

1. Genu varum, genu valgum y genu recurvatum para ser usados en osteotomía distal de fémur o proximal de tibia.

#### Placas de osteosíntesis para osteotomías femorales de uso pediátrico.

Dichas placas están indicadas en:

1. Luxación congénita de la cadera.
2. Subluxación o luxación incompleta hasta trastornos neurológicos tales como parálisis cerebral, mielomeningocele, poliomielitis, etc. Normalmente deformidades en valgus-interversión de la cadera.
3. Coxa plana (enfermedad Legg-Calve-Perthes) para contención de la cabeza dentro del acetábulo.

#### CONTRAINDICACIONES

1. Las condiciones físicas que excluirían el apoyo adecuado de implante o retardo de consolidación, tal como la necrosis del hueso, insuficiente calidad o cantidad ósea, infección previa, obesidad, deformación grave del fémur.
2. Las condiciones mentales que excluyen la cooperación con el régimen de rehabilitación.

#### ADVERTENCIAS

1. Este dispositivo no es aprobado para fijación o sujeción a los elementos posteriores (pediculos) de la columna lumbar, torácica o cervical.
2. La selección correcta de los componentes del dispositivo es extremadamente importante. Debe seleccionarse el tipo y tamaño apropiados para el paciente. o usar los componentes más grandes posibles o el posicionamiento inapropiado podrían resultar en aflojamiento, flexión, agrietamiento o fractura del dispositivo del hueso o ambos.
3. Debido a fuerzas musculares desequilibradas, las fracturas subtrocantéreas y osteotomías resultan en cargas extremadas en implantes, reduciendo sustancialmente la probabilidad de cura de fractura con flexión o ruptura de los componentes de implante. Deben observarse precauciones adicionales y apoyos internos o externos para ampliar la estabilidad de la fractura y minimizar la carga de tensión interna del implante y el hueso roto hasta que la unión sólida ósea sea evidente mediante radiografía. También pueden considerarse procedimientos complementarios tales como injerto óseo u osteotomía de desplazamiento medial.
4. Las fracturas subtrocantéreas y trocantéreas cominutas y osteomielitis imponen tensiones adicionales en las placas óseas. La longitud de la placa debe aumentarse para proporcionar fijación máxima. Se recomienda usar la placa de ángulo más alto. La longitud de la placa debe permitir colocar el número máximo de tornillos corticales en el eje del fémur distal a la línea de fractura. La duración de tiempo para el soporte de peso limitado, o peso nulo, debe aumentar de manera correspondiente hasta que ocurra la unión sólida ósea.
5. Las rosas de un tornillo deslizando implantado no debe engancharse en la línea de fractura. Las rosas del tornillo debe estar fijadas firmemente en el hueso y el tornillo debe ser suficientemente largo para permitir un deslizamiento telescópico en caso de resorción en la superficie de la fractura.
6. Usar sólo tornillos de acero inoxidable con dispositivos de acero inoxidable y tornillos Ti-6Al-4V (ASTM F-136) con dispositivos Ti-6Al-4V (ASTM F-136).

**SE DEBE INFORMAR AL PACIENTE**, cuando se utilicen implantes de ACERO INOXIDABLE que existe la posibilidad de interferencia ante la necesidad de realizar estudios del tipo de **RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR**.

#### PRECAUCIONES

1. Ejercer muchísimo cuidado al manejar y almacenar elementos implantables. Los cortes, torceduras o rayones en la superficie de los componentes metálicos pueden ocasionar tensiones internas que reducen significativamente la resistencia al esfuerzo y a la fatiga.
2. En caso de utilizar sistemas de cirugía asistidos por ordenador consulte los manuales de referencia sobre el hardware y software que ofrece el fabricante y asegurar así el funcionamiento correcto de este equipo.
3. En el caso de sistemas de cirugía asistidos por ordenador es de vital importancia seleccionar correctamente los parámetros de entrada (es decir, las marcas óseas). Los operadores de este equipo deberán familiarizarse con la anatomía relacionada con el procedimiento. Si los datos facilitados no son los correctos se pueden originar problemas tales como la violación de estructuras anatómicas de importancia crítica e implantes en posición anómala.
4. Las instrucciones postoperatorias a pacientes y el cuidado apropiado de enfermería son críticos. El soporte prematuro del peso aumenta sustancialmente la carga y aumenta el riesgo de aflojamiento, flexión o ruptura del dispositivo. El soporte prematuro de peso debe ser considerado sólo cuando sean fracturas estables con buen contacto de hueso con hueso.

- Aunque el cirujano tiene que tomar la decisión definitiva respecto a la remoción del implante, siempre que sea posible y práctico para el paciente individual, los dispositivos de fijación deben ser extraídos una vez que se logre el servicio de éstos como ayuda en la curación.
- La información de técnica quirúrgica está disponible mediante solicitud. El cirujano debe estar familiarizado con los dispositivos, instrumentos y técnica quirúrgica antes de la cirugía.

#### EFFECTOS ADVERSOS

- Alojamiento, flexión, agrietamiento o fractura de componentes de implante.
- Puede ocurrir pérdida de posición anatómica con mala unión.
- Se han reportado infecciones, tanto profundas como superficiales.
- La cirugía y el uso concomitante de dispositivos de fijación interna podrían producir trastornos vasculares, incluyendo tromboflebitis, embolia pulmonar, hematomas de heridas y necrosis avasculares de la cabeza femoral.
- Pueden ocurrir discrepancias de longitud entre las piernas y cojedo posterior del paciente.
- Se han reportado cortes de tornillo a través de la cabeza femoral (normalmente asociado con hueso osteoporótico), penetración de la articulación por un tornillo deslizante con o sin condrólisis y fracaso de un tornillo deslizante para deslizarse en el cilindro, especialmente con placas de ángulo bajo y/o conjunto de placas de tornillo inapropiado.
- Aunque raras, se han reportado reacciones de sensibilidad a metal y/o reacciones alérgicas a materiales extraños.
- Pueden ocurrir reacciones de los tejidos que incluyen reacciones a cuerpos extraños y macrofagias adherentes a implantes.
- Daño a la epifisis capital femoral debido a trauma durante cirugía, posición inapropiada, o a la longitud de los tornillos de compresión y alambres guías.

#### ENVASE Y ROTULADO

Los componentes sólo deben ser aceptados si son recibidos por el hospital o el cirujano con el envase y el ROTULO de fábrica intactos.

#### ESTERILIZACIÓN

Algunos de los componentes son comercializados con el rótulo de ESTERIL. En ese caso dicho elemento fue envasado en doble pouch o doble blíster sellado con papel grado médico y sometido a esterilización por Óxido de Etileno. Sólo utilice el implantes si el envase está intacto. Asegúrese que la manipulación y apertura del envase sea producido por personal de quirófano entrenado.

Otros implantes se suministran no estériles y con un empaquetado de protección. El método de esterilización está anotado en la etiqueta del envase. Si la etiqueta no indica específicamente que los productos han sido esterilizados, los componentes y los instrumentos son suministrados en estado no estéril y deben ser esterilizados antes de su uso. Examinar los envases para detectar cualquier perforación u otro daño antes de la operación.

Los componentes pueden ser esterilizados en autoclave a vapor a alta presión en una envoltura de protección apropiada, después de retirar todo el envase y etiquetado original. Proteger los envases, en particular las superficies de acoplamiento, contra el contacto con objetos metálicos u otros objetos duros que pueden dañar al producto. Se recomiendan los siguientes parámetros de proceso para estos dispositivos:

- Ciclo de vapor dinámico para eliminación de aire (Prevacío): 4 impulsos a 132 °C (270 °F) o 3 impulsos a 135 °C (275 °F) con un tiempo de exposición mínimo de 3 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos.
- Ciclo de vapor de la Organización Mundial de la Salud: 4 impulsos a 134 °C durante 18 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos.
- Ciclo de vapor con desplazamiento por gravedad (envueltos): de 132 °C a 135 °C (de 270 °F a 275 °F) con un tiempo mínimo de exposición de 15 minutos y un tiempo de secado a vacío mínimo de 30 minutos.

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. NO recomienda el uso de ciclos de gravedad o esterilización instantánea, así como tampoco la reesterilización de los implantes.

#### INSTRUMENTAL

Los implantes son acompañados de cajas quirúrgicas con instrumental fabricado o provisto por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

El INSTRUMENTAL QUIRURGICO es REUTILIZABLE, por lo tanto, debe ser LAVADO, ENJUAGADO, SECADO Y ESTERILIZADO por AUTOCLAVE A VAPOR antes de cada uso, con las especificaciones recomendadas en este documento.

#### INDICACIONES

Los Instrumentos Quirúrgicos reutilizables traumatológicos CDH están diseñados para realizar una función específica como cortar, agarrar, pinzar, retraer, separar, moldear, medir, guiar, atomillar, perforar, fresar, fijar, impactar, etc. Para ser utilizados por un cirujano o bajo su prescripción facultativa. LOS INSTRUMENTOS QUIRURGICOS SOLO DEBEN SER UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON EL PROPOSITO PARA EL CUAL FUERON DISEÑADOS. El Responsable de que se realice la técnica quirúrgica apropiada para la utilización de los instrumentos es el Cirujano.

#### CONTRAINDICACIONES

El producto está contraindicado para ser utilizado en pacientes con enfermedades agudas o crónicas sin tratamiento, con estado general comprometido, o si le ocasionara algún riesgo de vida al someterse a un procedimiento quirúrgico.

#### ADVERTENCIA

Es extremadamente importante que la manipulación del instrumental sea correcta, asegurando así óptimos resultados. Para ello se deben evitar golpes rayado y doblado.

#### PRECAUCIONES

- Los elementos quirúrgicos deben ser manipulados solamente por un PROFESIONAL MÉDICO TRAUMatóLOGO y el EQUIPO DE AUXILIARES, DEBIDAMENTE ENTRENADO EN LA TÉCNICA QUIRÚRGICA, que le permita resolver la patología en forma rápida y efectiva.
- Para el uso de este tipo de INSTRUMENTAL QUIRURGICO REUTILIZABLE PARA TRAUMATOLOGÍA se deben tomar medidas estrictas de asepsia y antisepsia.
- Todo el INSTRUMENTAL QUIRURGICO REUTILIZABLE PARA TRAUMATOLOGIA fabricado por CDH PROTESIS E IMPLANTES se entrega LIMPIO pero NO ESTERILIZADO, debiendo esterilizarse antes de su uso, mediante el método indicado el rótulo y en este instructivo de uso.
- Realizar la limpieza del instrumental utilizado con guantes protectores, luego de cada uso utilizando detergentes trienzimáticos desinfectantes, los cuales eliminan impurezas a concentraciones adecuadas indicadas por el fabricante, asegurándose así un correcto enjuague de los mismos para eliminar excedentes del detergente y secar cuidadosamente el instrumental con materiales que no desprendan fibras.

#### POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

El uso inadecuado de los instrumentos quirúrgicos puede comprometer el resultado final, generando graves consecuencias para el paciente.

#### CONDICIONES DE LIMPIEZA

**Prelimpieza:** Eliminar los residuos visibles del instrumental quirúrgico con una gasa compressa y agua estéril como rutina durante la intervención para prevenir que la sangre y los líquidos corporales, etc, se sequen. La sangre así como los líquidos corporales y las soluciones salinas son altamente corrosivas. La Sangre además puede manchar el instrumental difícil de quitar.

**Limpieza:** Para prevenir la firme adhesión de bacterias y sustancias extracelulares a las superficies de los materiales se recomienda limpiar los instrumentos tan pronto como sea posible después de la utilización del mismo. Si se produce la adhesión bacteriana la misma protege a los microorganismos de ser fácilmente eliminados mediante métodos habituales de limpieza/descontaminación usado en hospitales. La utilización de detergente

con pH neutro es vital para el mantenimiento del instrumento quirúrgico. El contacto con soluciones ácidas o alcalinas eliminará la barrera protectora de óxido de cromo de los instrumentos, lo cual a menudo deriva en la corrosión, picaduras y roturas. Eliminar la suciedad de todas las superficies del instrumento con un cepillo de mano pequeño, manteniendo el instrumento sumergido en la solución. Al hacer limpieza manual, no utilizar nunca lana de acero, cepillos de alambre, ni detergentes abrasivos. Utilizar un cepillo de cerdas suaves para limpiar los instrumentos con un canal accesible. Debe limpiarse minuciosamente la parte del mecanismo de bloqueo y articulado de un instrumento después de cada uso. Mediante la limpieza manual deben eliminarse todos los residuos visibles.

#### ENJUAGUE

Este procedimiento debe hacerse con agua ablandada o desionizada, a fin de eliminar mejor los detergentes. La desionización elimina sales y partículas ionizadas presentes en el agua. El agua excesivamente dura puede marcar o manchar los instrumentos así como el exceso de cloro puede producir picaduras en los mismos.

Se RECOMIENDA y SUGIERE el uso de AGUA DESIONIZADA, para el lavado y enjuague del instrumental.

#### SECADO

Antes de que los instrumentos sean envueltos para esterilización o almacenamiento, los mismos deben secarse minuciosamente. Si un hueco de instrumentos está mojado al envolverse para esterilización es probable que salgan mojado del esterilizador. Los paquetes húmedos no son adecuados para usarse después de la esterilización porque pueden contaminarse rápidamente al ser manipulados. Además, la humedad restante puede derivar en corrosión, particularmente en mecanismos de bloqueo y articulados, deteriorando el instrumento y produciendo la ruptura del mismo durante su uso.

#### ESTERILIZACIÓN

Si no están específicamente etiquetados como estériles, los instrumentos son suministrados sin esterilizar y deben ser esterilizados antes de su uso. Los componentes de metal deben ser esterilizados inicialmente, en el autoclave con vapor. Se recomiendan los siguientes parámetros de proceso de esterilización para estos instrumentales:

- Ciclo de prevacío: 4 pulsaciones (Máximo= 26.0 bares) y mínimo= 10.0 inHg (339milibares) con un tiempo mínimo de permanencia de 4 minutos a 132°C a 135°C, seguidos de 1 minuto de purga y por lo menos de 15 minutos de secamiento al vacío a 339 milibares, como mínimo.
  - Ciclo de gravedad: 132° C a 135° C con un mínimo de tiempo de permanencia a la temperatura, de 15 minutos, seguidos por 1 minuto de purga y por lo menos 15 minutos de secado al vacío a 339 milibares como mínimo.
- CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. No recomienda el uso de ciclos de gravedad a bajas temperaturas o esterilización rápida en sus productos.

#### INFORMACIÓN

Para obtener mayor información, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al teléfono 54-341 – 5286489 desde Argentina o desde el exterior al #54-54-341 – 5286489

También puede solicitar información a través del correo electrónico [info@cdh-protesis.com.ar](mailto:info@cdh-protesis.com.ar)

Fárm. NORA OLEAGA – Mat. Pcial. 1750 – DIRECTOR TÉCNICO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** CDH PROTESIS E IMPLANTES SRL.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.05.28 10:22:47 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.05.28 10:22:48 -03:00





**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Certificado - Redacción libre**

**Número:**

**Referencia:** 1-0047-3110-006773-21-5

---

**CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN**

Expediente Nº 1-0047-3110-006773-21-5

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

**DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS**

PM: 1006-16

Nombre descriptivo: SISTEMA DE PLACAS DE OSTEOSÍNTESIS DE TITANIO

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):  
13-050- PLACAS, PARA HUESO

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): CDH

Modelos:  
44932D PLACA VOLAR DOBLE FILA 3 ORIFICIOS DER.

44932I PLACA VOLAR DOBLE FILA 3 ORIFICIOS IZQ.  
44942D PLACA VOLAR DOBLE FILA 4 ORIFICIOS DER.  
44942I PLACA VOLAR DOBLE FILA 4 ORIFICIOS IZQ.  
44952D PLACA VOLAR DOBLE FILA 5 ORIFICIOS DER.  
44952I PLACA VOLAR DOBLE FILA 5 ORIFICIOS IZQ.  
449-82DS PLACA VOLAR 2 HILERA ESPECIAL 8 ORIFICIOS DERECHA  
449-82IS PLACA VOLAR 2 HILERA ESPECIAL 8 ORIFICIOS IZQUIERDA  
442-045050-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 5,0mm TIT  
442-045050-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 5,0mm TIT  
442-045075-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 7,5mm TIT  
442-045075-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 7,5mm TIT  
442-045100-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 10,0mm TI  
442-045100-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 10,0mm TI  
442-045125-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 12,5mm TI  
442-045125-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 12,5mm TI  
442-045150-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 15,0mm TI  
442-045150-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 15,0mm TI  
442-045175-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 17,5mm TI  
442-045175-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 17,5mm TI  
441-045050-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 5,0mm TIT.  
441-045075-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 7,5mm TIT.  
441-045100-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 10,0mm TIT.  
441-045125-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 12,5mm TIT.  
441-045150-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 15,0mm TIT.  
441-045175-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 17,5mm TIT.  
906-0414-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 14mm  
906-0416-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 16mm  
906-0432-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 32mm  
906-0434-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 34mm  
906-0652-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 52mm  
906-0856-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 8 ORIF. x 56mm  
906-0428-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 28mm  
906-0430-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 30mm  
906-0644-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 44mm  
906-0648-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 48mm  
906-0414-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 14mm  
906-0416-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 16mm  
906-0418-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 18mm  
906-0420-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 20mm  
906-0422-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 22mm  
906-0424-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 24mm  
906-0626-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 26mm  
906-0628-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 28mm  
906-0630-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 30mm  
906-0632-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 32mm  
906-0634-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 34mm

906-0636-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 36mm  
906-0638-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 38mm  
906-0640-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 40mm  
906-0642-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 42mm  
906-0844-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 44mm  
906-0846-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 46mm  
906-0848-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 48mm  
906-0850-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 50mm  
906-0852-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 52mm  
906-0854-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 54mm  
906-0856-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 56mm  
906-0858-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 58mm  
906-0860-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 60mm  
906-0862-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 62mm  
906-0864-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 64mm  
906-0866-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 66mm  
449-03D PLACA RADIO DISTAL 3 ORIFICIOS DER. (50mm)  
449-03I PLACA RADIO DISTAL 3 ORIFICIOS IZQ. (50mm)  
449-04D PLACA RADIO DISTAL 4 ORIFICIOS DER. (60mm)  
449-04I PLACA RADIO DISTAL 4 ORIFICIOS IZQ. (60mm)  
449-05D PLACA RADIO DISTAL 5 ORIFICIOS DER. (70mm)  
449-05I PLACA RADIO DISTAL 5 ORIFICIOS IZQ. (70mm)  
449-07D PLACA RADIO DISTAL 7 ORIFICIOS DER. (90mm)  
449-07I PLACA RADIO DISTAL 7 ORIFICIOS IZQ. (90mm)  
449-09D PLACA RADIO DISTAL 9 ORIFICIOS DER. (110mm)  
449-09I PLACA RADIO DISTAL 9 ORIFICIOS IZQ. (110mm)  
444-06MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. (94 mm)  
444-07MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. (110 mm)  
444-08MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. (120 mm)  
444-06MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. (94 mm)  
444-07MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. (110 mm)  
444-08MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIFI. (120 mm)  
444-08LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIF. (135 mm)  
444-07LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. (123 mm)  
444-06LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. (108 mm)  
444-05LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. (94 mm)  
444-04LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 4 ORIF. (81 mm)  
444-08LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. (135 mm)  
444-07LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. (123 mm)  
444-06LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. (108 mm)  
444-05LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. (94 mm)  
444-04LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 4 ORIF. (81 mm)  
441-144520 MICROPLACA FEMORAL DE AJUSTE VARIABLE  
441-144496 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 15mm  
441-144497 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 20mm  
441-144498 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 25mm

441-144499 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 30mm  
441-144469 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
441-144470 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
441-144471 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
441-144472 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
441-144347 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
441-144348 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
441-144349 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
441-144350 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
441-144351 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT.  
441-144339 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 4 ORIF. TIT.  
441-144340 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. TIT.  
441-144341 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. TIT.  
441-144342 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 10 ORIF. TIT.  
441-144343 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
441-144344 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
441-144345 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
441-144346 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 10 ORIF. TIT.  
441-144356 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
441-144358 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
441-144360 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
441-144362 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
441-144364 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 13 ORIF. TIT.  
441-144366 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 15 ORIF. TIT.  
441-144370 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
441-144372 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
441-144374 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
441-144376 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
441-144378 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 13 ORIF. TIT.  
441-144380 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 15 ORIF. TIT.  
441-144384 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
441-144386 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
441-144388 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
441-144390 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
441-144392 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 13 ORIF. TIT.  
441-144394 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 15 ORIF. TIT.  
441-144396 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 17 ORIF. TIT.  
441-144401 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
441-144403 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
441-144405 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
441-144407 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
441-144409 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 13 ORIF. TIT.  
441-144411 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 15 ORIF. TIT.  
441-144413 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 17 ORIF. TIT.  
447-034537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 3 ORIF. TIT.  
447-054537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 5 ORIF. TIT.

447-074537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 7 ORIF. TIT.  
447-094537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 9 ORIF. TIT.  
447-114537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 11 ORIF. TIT.  
447-034502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 3 ORIF. TIT.  
447-054502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
447-074502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
447-094502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
447-114502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
447-034502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 3 ORIF. TIT.  
447-054502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
447-074502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
447-094502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
447-114502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
441-144482 PLACA CALCANEEO BLOQ. 60mm DER. TIT.  
441-144483 PLACA CALCANEEO BLOQ. 70mm DER. TIT.  
441-144484 PLACA CALCANEEO BLOQ. 80mm DER. TIT.  
441-144485 PLACA CALCANEEO BLOQ. 90mm DER. TIT.  
441-144488 PLACA CALCANEEO BLOQ. 60mm IZQ. TIT.  
441-144489 PLACA CALCANEEO BLOQ. 70mm IZQ. TIT.  
441-144490 PLACA CALCANEEO BLOQ. 80mm IZQ. TIT.  
441-144491 PLACA CALCANEEO BLOQ. 90mm IZQ. TIT.  
440-00101 PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 3 ORIF. TIT.  
440-00102 PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT.  
440-00103 PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00104 PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00106 PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT.  
440-00110 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT. (53mm)  
440-00111 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT. (66mm)  
440-00112 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT. (79mm)  
440-00113 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT. (92mm)  
440-00114 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT. (105mm)  
440-00115 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT. (118mm)  
440-00116 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT. (131mm)  
440-00117 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT. (144mm)  
440-00118 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT. (157mm)  
442-0404-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 4 ORIF. TIT.  
442-0406-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 6 ORIF. TIT.  
442-0408-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 8 ORIF. TIT.  
442-0410-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 10 ORIF. TIT.  
442-0412-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 12 ORIF. TIT.  
442-0414-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 14 ORIF. TIT.  
442-0404-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
442-0406-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
442-0408-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
442-0410-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 10 ORIF. TIT.  
442-0412-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 12 ORIF. TIT.

442-0414-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 14 ORIF. TIT  
440-00201 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00202 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT.  
440-00203 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00204 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00205 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00206 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00207 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00208 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT.  
440-00209 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00311 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00312 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00313 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00314 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00315 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00316 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00317 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00318 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 14 ORIF. TIT.  
440-00301 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00302 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00303 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00304 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00305 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00306 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00307 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00308 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 14 ORIF. TIT.  
1647-06001 PLACA EN L IZQUIERDA 0,6 2 x 2 ORIF.  
1647-06002 PLACA EN L IZQUIERDA 0,6 2 x 3 ORIF.  
1647-06003 PLACA EN L DERECHA 0,6 2 x 2 ORIF.  
1647-06004 PLACA EN L DERECHA 0,6 2 x 3 ORIF.  
1647-06005 PLACA EN L IZQUIERDA OBLICUA 0,6 CON PUENTE 3 x 2 ORIF.  
1647-06006 PLACA EN L IZQUIERDA OBLICUA 0,6 CON PUENTE 3 x 3 ORIF.  
1647-06007 PLACA EN L DERECHA OBLICUA 0,6 CON PUENTE 3 x 2 ORIF.  
1647-06008 PLACA EN L DERECHA OBLICUA 0,6 CON PUENTE 3 x 3 ORIF.  
1647-06009 PLACA EN Y 0,6 3 x 2 ORIF.  
1647-06010 PLACA EN Y 0,6 3 x 3 ORIF.  
1647-06011 PLACA EN Y 0,6 CON PUENTE  
1647-06012 PLACA EN Y 0,6 DOBLE CON PUENTE  
1647-06013 PLACA DE RECONSTRUCCION 0,6 CURVA 6 ORIF.  
1647-06014 PLACA DE RECONSTRUCCION 0,6 CURVA 8 ORIF.  
1647-06015 MALLA DE RECONSTRUCCION 0,6 2 x 14 ORIF.  
1647-06016 MALLA DE RECONSTRUCCION 0,6 9 x 14 ORIF.  
1647-06017 PLACA DE RECONTRUCCION P 0,6 RECTA 4 ORIF.  
1647-06018 PLACA DE RECONTRUCCION P 0,6 RECTA 6 ORIF.  
1647-06019 PLACA DE RECONTRUCCION P 0,6 RECTA 8 ORIF.  
1647-06020 PLACA DE RECONTRUCCION P 0,6 RECTA 16 ORIF.

1647-06021 PLACA DE RECONSTRUCCION P 0,6 RECTA CON PUENTE 2 ORIF.  
1647-06022 PLACA DE RECONSTRUCCION P 0,6 RECTA CON PUENTE 4 ORIF.  
1647-06023 PLACA DE RECONSTRUCCION P 0,6 RECTA CON PUENTE 6 ORIF.  
1647-06024 PLACA EN T P 0,6 3 x 2 ORIF.  
1647-06025 PLACA EN T P 0,6 3 x 4 ORIF.  
1647-10001 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA 4 ORIF.  
1647-10002 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA 6 ORIF.  
1647-10003 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA 8 ORIF.  
1647-10004 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA 16 ORIF.  
1647-10005 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA CON PUENTE 2 ORIF.  
1647-10006 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA CON PUENTE 4 ORIF.  
1647-10007 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 RECTA CON PUENTE 6 ORIF.  
1647-10008 PLACA EN T P 1,0 3 x 2 ORIF.  
1647-10009 PLACA EN T P 1,0 3 x 4 ORIF.  
1647-10010 PLACA EN L IZQUIERDA 1,0 2 x 2 ORIF.  
1647-10011 PLACA EN L IZQUIERDA 1,0 2 x 3 ORIF.  
1647-10012 PLACA EN L DERECHA 1,0 2 x 2 ORIF.  
1647-10013 PLACA EN L DERECHA 1,0 2 x 3 ORIF.  
1647-10014 PLACA EN L IZQUIERDA OBLICUA 1,0 CON PUENTE 3 x 2 ORIF.  
1647-10015 PLACA EN L IZQUIERDA OBLICUA 1,0 CON PUENTE 3 x 3 ORIF.  
1647-10016 PLACA EN L DERECHA OBLICUA 1,0 CON PUENTE 3 x 2 ORIF.  
1647-10017 PLACA EN L DERECHA OBLICUA 1,0 CON PUENTE 3 x 3 ORIF.  
1647-10018 PLACA EN Y 1,0 3 x 2 ORIF.  
1647-10019 PLACA EN Y 1,0 3 x 3 ORIF.  
1647-10020 PLACA EN Y P 1,0 CON PUENTE  
1647-10021 PLACA EN Y P 1,0 DOBLE CON PUENTE  
1647-10022 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 CURVA 6 ORIF.  
1647-10023 PLACA DE RECONSTRUCCION P 1,0 CURVA 8 ORIF.  
1647-20001 PLACA DE RECONSTRURCCION P 2,0 RECTA 8 ORIF.  
1647-20002 PLACA DE RECONSTRURCCION P 2,0 RECTA 11 ORIF.  
1647-20003 PLACA DE RECONSTRURCCION P 2,0 RECTA 14 ORIF.  
1647-20004 PLACA DE RECONSTRURCCION P 2,0 RECTA 17 ORIF.  
1647-20005 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA IZQUIERDA 4 x 8 ORIF.  
1647-20006 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA IZQUIERDA 4 x 11 ORIF.  
1647-20007 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA IZQUIERDA 4 x 14 ORIF.  
1647-20008 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA DERECHA 4 x 8 ORIF.  
1647-20009 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA DERECHA 4 x 11 ORIF.  
1647-20010 PLACA EN L P 2,0 OBLICUA DERECHA 4 x 14 ORIF.  
1647-20011 PLACA DOBLE L P 2,0 4 x 17 x 4 ORIF.  
1647-20012 PLACA DOBLE L P 2,0 4 x 19 x 4 ORIF.  
441-144000 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 2ORIFICIOS  
441-144001 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 3ORIFICIOS  
441-144002 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 4ORIFICIOS  
441-144003 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 5ORIFICIOS  
441-144004 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 6ORIFICIOS  
441-144005 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 7ORIFICIOS

441-144006 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 8ORIFICIOS  
441-144007 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 9ORIFICIOS  
441-144008 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 10ORIFICIOS  
441-144009 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 11ORIFICIOS  
441-144010 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 12ORIFICIOS  
441-144011 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 13ORIFICIOS  
441-144012 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 14ORIFICIOS  
441-144013 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL DERECHA DE 15ORIFICIOS  
441-144014 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 2ORIFICIOS  
441-144015 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 3ORIFICIOS  
441-144016 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 4ORIFICIOS  
441-144017 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 5ORIFICIOS  
441-144018 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 6ORIFICIOS  
441-144019 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 7ORIFICIOS  
441-144020 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 8ORIFICIOS  
441-144021 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 9ORIFICIOS  
441-144022 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 10ORIFICIOS  
441-144023 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 11ORIFICIOS  
441-144024 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 12ORIFICIOS  
441-144025 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 13ORIFICIOS  
441-144026 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 14ORIFICIOS  
441-144027 PLACA ANATOMICA DE HUMERO PROXIMAL IZQUIERDA DE 15ORIFICIOS  
441-144028 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 2ORIFICIOS  
441-144029 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 3ORIFICIOS  
441-144030 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 4ORIFICIOS  
441-144031 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 5ORIFICIOS  
441-144032 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 6ORIFICIOS  
441-144033 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 7ORIFICIOS  
441-144034 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 8ORIFICIOS  
441-144035 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 9ORIFICIOS  
441-144036 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 10ORIFICIOS  
441-144037 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 11ORIFICIOS  
441-144038 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 12ORIFICIOS  
441-144039 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 13ORIFICIOS  
441-144040 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 14ORIFICIOS  
441-144041 PLACA DE PALETA HUMERAL DERECHA DE 15ORIFICIOS  
441-144042 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 2ORIFICIOS  
441-144043 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 3ORIFICIOS  
441-144044 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 4ORIFICIOS  
441-144045 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 5ORIFICIOS  
441-144046 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 6ORIFICIOS  
441-144047 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 7ORIFICIOS  
441-144048 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 8ORIFICIOS  
441-144049 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 9ORIFICIOS  
441-144050 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 10ORIFICIOS  
441-144051 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 11ORIFICIOS



441-144052 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 12ORIFICIOS  
441-144053 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 13ORIFICIOS  
441-144054 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 14ORIFICIOS  
441-144055 PLACA DE PALETA HUMERAL IZQUIERDA DE 15ORIFICIOS  
441-144056 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144057 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144058 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144059 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144060 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144061 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144062 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144063 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144064 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144065 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 11ORIFICIOS  
441-144066 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 12ORIFICIOS  
441-144067 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 13ORIFICIOS  
441-144068 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 14ORIFICIOS  
441-144069 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL DERECHA 15ORIFICIOS  
441-144070 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144071 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144072 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144073 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144074 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144075 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144076 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144077 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144078 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144079 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 11ORIFICIOS  
441-144080 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 12ORIFICIOS  
441-144081 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 13ORIFICIOS  
441-144082 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
441-144083 PLACA DE PALETA HUMERAL MEDIAL IZQUIERDA 15ORIFICIOS  
441-144084 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144085 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144086 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144087 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144088 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144089 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144090 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144091 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144092 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144093 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 11ORIFICIOS  
441-144094 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 12ORIFICIOS  
441-144095 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 13ORIFICIOS  
441-144096 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 14ORIFICIOS  
441-144097 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL DERECHA 15ORIFICIOS

441-144098 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144099 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144100 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144101 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144102 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144103 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144104 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144105 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144106 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144107 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 11ORIFICIOS  
441-144108 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 12ORIFICIOS  
441-144109 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 13ORIFICIOS  
441-144110 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
441-144111 PLACA DE PALETA HUMERAL LATERAL IZQUIERDA 15ORIFICIOS  
441-144112 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144113 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144114 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144115 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144116 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144117 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144118 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144119 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144120 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144121 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 11ORIFICIOS  
441-144122 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 12ORIFICIOS  
441-144123 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 13ORIFICIOS  
441-144124 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 14ORIFICIOS  
441-144125 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR DERECHA 15ORIFICIOS  
441-144126 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144127 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144128 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144129 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144130 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144131 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144132 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144133 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144134 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144135 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 11ORIFICIOS  
441-144136 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 12ORIFICIOS  
441-144137 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 13ORIFICIOS  
441-144138 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
441-144139 PLACA DE PALETA HUMERAL POSTERIOR IZQUIERDA 15ORIFICIOS  
441-144140 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144141 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144142 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144143 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 5ORIFICIOS

441-144144 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144145 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144146 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144147 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144148 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144149 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144150 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144151 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144152 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144153 PLACA ACROMIO-CLAVICULAR IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144154 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144155 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144156 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144157 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144158 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 12ORIFICIOS  
441-144159 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR DERECHA 14ORIFICIOS  
441-144160 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144161 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144162 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144163 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144164 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 12ORIFICIOS  
441-144165 PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA ANTERIOR IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
441-144166 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE VARIABLE  
441-144167 MICRO PLACA PARA SINDESMOSIS DE TOBILLO DE AJUSTE VARIABLE  
441-144168 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 7mm  
441-144169 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 7,5mm  
441-144170 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 8mm  
441-144171 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 8,5mm  
441-144172 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 9mm  
441-144173 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 9,5mm  
441-144174 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 10mm  
441-144175 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 10,5mm  
441-144176 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 11mm  
441-144177 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 11,5mm  
441-144178 MICRO PLACA ACROMIO-CLAVICULAR DE AJUSTE FIJO 12mm  
441-144179 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144180 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144181 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144182 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144183 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144184 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144185 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144186 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144187 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144188 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 11ORIFICIOS  
441-144189 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 12ORIFICIOS

441-144190 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 13ORIFICIOS  
441-144191 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 14ORIFICIOS  
441-144192 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL DERECHA 15ORIFICIOS  
441-144193 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144194 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144195 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144196 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144197 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144198 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144199 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144200 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144201 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144202 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 11ORIFICIOS  
441-144203 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 12ORIFICIOS  
441-144204 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 13ORIFICIOS  
441-144205 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
441-144206 PLACA PARA RADIO DISTAL MULTIAXIAL IZQUIERDA 15ORIFICIOS  
441-144207 PLACA DE CUPULA RADIAL DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144208 PLACA DE CUPULA RADIAL DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144209 PLACA DE CUPULA RADIAL DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144210 PLACA DE CUPULA RADIAL DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144211 PLACA DE CUPULA RADIAL DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144212 PLACA DE CUPULA RADIAL IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144213 PLACA D ECUPULA RADIAL IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144214 PLACA D ECUPULA RADIAL IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144215 PLACA D ECUPULA RADIAL IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144216 PLACA D ECUPULA RADIAL IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144217 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144218 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144219 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144220 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144221 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144222 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144223 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144224 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144225 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144226 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144227 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144228 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144229 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144230 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144231 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144232 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144233 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144234 PLACA DISTAL DE CUBITO EN L IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144235 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 2ORIFICIOS

441-144236 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 3ORIFICIOS  
441-144237 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 4ORIFICIOS  
441-144238 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 5ORIFICIOS  
441-144239 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 6ORIFICIOS  
441-144240 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 7ORIFICIOS  
441-144241 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 8ORIFICIOS  
441-144242 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 9ORIFICIOS  
441-144243 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T 10ORIFICIOS  
441-144244 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144245 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144246 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144247 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144248 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144249 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144250 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144251 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144252 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144253 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144254 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144255 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144256 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144257 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144258 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144259 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144260 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144261 PLACA DISTAL DE CUBITO EN T IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
441-144262 PLACA DE OLECRANON DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144263 PLACA DE OLECRANON DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144264 PLACA DE OLECRANON DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144265 PLACA DE OLECRANON DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144266 PLACA DE OLECRANON DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144267 PLACA DE OLECRANON DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144268 PLACA DE OLECRANON DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144269 PLACA DE OLECRANON DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144270 PLACA DE OLECRANON DERECHA 10ORIFICIOS  
441-144271 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 2ORIFICIOS  
441-144272 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 3ORIFICIOS  
441-144273 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 4ORIFICIOS  
441-144274 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 5ORIFICIOS  
441-144275 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 6ORIFICIOS  
441-144276 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 7ORIFICIOS  
441-144277 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
441-144278 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
441-144279 PLACA DE OLECRANON IZQUIERDA 10ORIFICIOS  
1647-20013 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 6mm  
1647-20014 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 8mm

1647-20015 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 10mm  
1647-20016 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 12mm  
1647-20017 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 14mm  
1647-20018 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 16mm  
1647-20019 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 18mm  
1647-20020 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 20mm  
1647-20021 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 22mm  
1647-20022 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 24mm  
1647-20023 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 26mm  
1647-20024 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 28mm  
1647-20025 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA 2 ORIFICIOS X 30mm  
441-144293 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 2ORIFICIOS  
441-144294 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 3ORIFICIOS  
441-144295 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 4ORIFICIOS  
441-144296 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 5ORIFICIOS  
441-144297 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 6ORIFICIOS  
441-144298 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 7ORIFICIOS  
441-144299 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 8ORIFICIOS  
441-144300 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 9ORIFICIOS  
441-144301 PLACA DE OSTEOTOMIA PEDIATRICA RECTA DE 10ORIFICIOS  
441-144302 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 2ORIFICIOS  
441-144303 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 3ORIFICIOS  
441-144304 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 4ORIFICIOS  
441-144305 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 5ORIFICIOS  
441-144306 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 6ORIFICIOS  
441-144307 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 7ORIFICIOS  
441-144308 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 8ORIFICIOS  
441-144309 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 9ORIFICIOS  
441-144310 PLACA PARA OSTEOTOMIA PEDIATRICA ANATOMICA 10ORIFICIOS  
441-144311 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 2ORIFICIOS  
441-144312 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 3ORIFICIOS  
441-144313 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 4ORIFICIOS  
441-144314 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 5ORIFICIOS  
441-144315 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 6ORIFICIOS  
441-144316 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 7ORIFICIOS  
441-144317 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 8ORIFICIOS  
441-144318 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA 9ORIFICIOS  
441-144319 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA  
10ORIFICIOS  
441-144320 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA  
11ORIFICIOS  
441-144321 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA  
12ORIFICIOS  
441-144322 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA  
13ORIFICIOS  
441-144323 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA

14ORIFICIOS

441-144324 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL DERECHA

15ORIFICIOS

441-144325 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

2ORIFICIOS

441-144326 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

3ORIFICIOS

441-144327 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

4ORIFICIOS

441-144328 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

5ORIFICIOS

441-144329 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

6ORIFICIOS

441-144330 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

7ORIFICIOS

441-144331 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

8ORIFICIOS

441-144332 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

9ORIFICIOS

441-144333 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

10ORIFICIOS

441-144334 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

11ORIFICIOS

441-144335 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

12ORIFICIOS

441-144336 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

13ORIFICIOS

441-144337 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

14ORIFICIOS

441-144338 PLACA PARA TIBIA PROXIMAL ANATOMICA ANTEROLATERAL IZQUIERDA

15ORIFICIOS

1647-20026 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 2ORIFICIOS

1647-20027 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 3ORIFICIOS

1647-20028 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 4ORIFICIOS

1647-20029 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 5ORIFICIOS

1647-20030 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 6ORIFICIOS

1647-20031 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 7ORIFICIOS

1647-20032 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 8ORIFICIOS

1647-20033 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 9ORIFICIOS

1647-20034 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 10ORIFICIOS

1647-20035 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 11ORIFICIOS

1647-20036 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 12ORIFICIOS

1647-20037 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 13ORIFICIOS

1647-20038 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 14ORIFICIOS

1647-20039 PLACA PARA PILON TIBIAL ANATOMICA IZQUIERDA 15ORIFICIOS

441-144415 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 3ORIFICIOS

441-144416 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 4ORIFICIOS  
441-144417 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 5ORIFICIOS  
441-144418 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 6ORIFICIOS  
441-144419 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 7ORIFICIOS  
441-144420 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 8ORIFICIOS  
441-144421 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 9ORIFICIOS  
441-144422 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 10ORIFICIOS  
441-144423 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 11ORIFICIOS  
441-144424 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 12ORIFICIOS  
441-144425 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 13ORIFICIOS  
441-144426 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 14ORIFICIOS  
441-144427 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 15ORIFICIOS  
441-144428 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 16ORIFICIOS  
441-144429 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 17ORIFICIOS  
441-144430 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 18ORIFICIOS  
441-144431 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 19ORIFICIOS  
441-144432 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL ANATOMICA 20ORIFICIOS  
441-144433 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 3ORIFICIOS  
441-144434 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 4ORIFICIOS  
441-144435 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 5ORIFICIOS  
441-144436 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 6ORIFICIOS  
441-144437 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 7ORIFICIOS  
441-144438 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 8ORIFICIOS  
441-144439 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 9ORIFICIOS  
441-144440 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 10ORIFICIOS  
441-144441 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 11ORIFICIOS  
441-144442 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 12ORIFICIOS  
441-144443 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 13ORIFICIOS  
441-144444 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 14ORIFICIOS  
441-144445 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 15ORIFICIOS  
441-144446 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 16ORIFICIOS  
441-144447 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 17ORIFICIOS  
441-144448 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 18ORIFICIOS  
441-144449 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 19ORIFICIOS  
441-144450 PLACA DE FEMUR PROXIMAL CON ORIF DIVERGENTES 20ORIFICIOS  
441-144451 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 3ORIFICIOS  
441-144452 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 4ORIFICIOS  
441-144453 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 5ORIFICIOS  
441-144454 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 6ORIFICIOS  
441-144455 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 7ORIFICIOS  
441-144456 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 8ORIFICIOS  
441-144457 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 9ORIFICIOS  
441-144458 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 10ORIFICIOS  
441-144459 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 11ORIFICIOS  
441-144460 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 12ORIFICIOS  
441-144461 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 13ORIFICIOS



441-144462 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 14ORIFICIOS  
441-144463 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 15ORIFICIOS  
441-144464 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 16ORIFICIOS  
441-144465 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 17ORIFICIOS  
441-144466 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 18ORIFICIOS  
441-144467 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 19ORIFICIOS  
441-144468 PLACA PARA FEMUR PROXIMAL CON RANURAS DE AMARRE 20ORIFICIOS  
1647-144407 PLACA ACETABULAR ANATOMICA IZQUIERDA 8ORIFICIOS  
1647-144408 PLACA ACETABULAR ANATOMICA IZQUIERDA 9ORIFICIOS  
1647-144409 PLACA ACETABULAR ANATOMICA IZQUIERDA 14ORIFICIOS  
1647-144410 PLACA ACETABULAR ANATOMICA IZQUIERDA 15ORIFICIOS  
1647-144411 PLACA ACETABULAR ANATOMICA IZQUIERDA 16ORIFICIOS  
1647-144412 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 10mm  
1647-144413 PLACA PARA COSTILLA DE 4 ORIF. X 30mm  
1647-144414 PLACA PARA COSTILLA DE 4 ORIF. X 45mm  
1647-144415 PLACA PARA COSTILLA DE 4 ORIF. X 44mm  
1647-144416 PLACA PARA COSTILLA DE 5 ORIF. X 30mm  
1647-144417 PLACA PARA COSTILLA DE 5 ORIF. X 45mm  
1647-144418 PLACA PARA COSTILLA DE 5 ORIF. X 55mm  
1647-144419 PLACA PARA COSTILLA DE 6 ORIF. X 30mm  
1647-144420 PLACA PARA COSTILLA DE 6 ORIF. X 45mm  
1647-144421 PLACA PARA COSTILLA DE 6 ORIF. X 55mm  
1647-144422 PLACA DE OSTEOSINTESIS SEGÚN RX  
442-0402-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 2 ORIF. TIT.  
442-0403-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 3 ORIF. TIT.  
442-0404-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 4 ORIF. TIT.  
442-0405-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 5 ORIF. TIT.  
442-0406-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 6 ORIF. TIT.  
442-0407-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 7 ORIF. TIT.  
442-0408-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 8 ORIF. TIT.  
442-0409-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 9 ORIF. TIT.  
442-0410-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 10 ORIF. TIT  
442-0411-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 11 ORIF. TIT.  
442-0412-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 12 ORIF. TIT  
442-0413-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 13 ORIF. TIT.  
442-0414-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 14 ORIF. TIT  
442-0402-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 2 ORIF. TIT.  
442-0403-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 3 ORIF. TIT.  
442-0404-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
442-0405-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
442-0406-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
442-0407-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
442-0408-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
442-0409-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
442-0410-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 10 ORIF. TIT  
442-0411-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 11 ORIF. TIT.

442-0412-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 12 ORIF. TIT.  
442-0413-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 13 ORIF. TIT.  
442-0414-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 14 ORIF. TIT.  
442-0415-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 15 ORIF. TIT.  
442-0416-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 16 ORIF. TIT.  
442-0504-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 4 ORIF. TIT.  
442-0506-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 6 ORIF. TIT.  
442-0508-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 8 ORIF. TIT.  
442-0510-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 10 ORIF. TIT.  
442-0512-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 12 ORIF. TIT.  
442-0514-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 14 ORIF. TIT.  
442-0516-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 16 ORIF. TIT.  
442-0518-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 18 ORIF. TIT.  
442-0520-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 DER. 20 ORIF. TIT.  
442-0504-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
442-0506-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
442-0508-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
442-0510-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 10 ORIF. TIT.  
442-0512-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 12 ORIF. TIT.  
442-0514-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 14 ORIF. TIT.  
442-0516-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 16 ORIF. TIT.  
442-0518-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 18 ORIF. TIT.  
442-0520-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN T MEDIAL BLOQ. 3.5 IZQ. 20 ORIF. TIT.  
1647-144451 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT.  
1647-144452 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT.  
1647-144453 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT.  
1647-144454 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT.  
1647-144455 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 13 ORIF. TIT.  
1647-144456 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 14 ORIF. TIT.  
1647-144457 MICRO PLACA FEMORAL DE REVISION LOOP #1  
1647-144458 MICRO PLACA FEMORAL DE REVISION LOOP #2  
1647-144459 MICRO PLACA FEMORAL DE REVISION LOOP #3  
1647-144460 MICRO PLACA FEMORAL DE REVISION LOOP #4  
1647-144461 MICRO PLACA FEMORAL DE REVISION LOOP #5  
1647-144462 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CURVA STANDARD X 3 ORIF.  
1647-144463 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CURVA STANDARD X 4 ORIF.  
1647-144464 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CURVA STANDARD X 5 ORIF.  
1647-144465 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CURVA STANDARD X 6 ORIF.  
1647-144466 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO RECTA X 3 ORIF.  
1647-144467 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO RECTA X 4 ORIF.  
1647-144468 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO RECTA X 5 ORIF.  
1647-144469 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO RECTA X 6 ORIF.  
1647-144470 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CORTA X 3 ORIF.  
1647-144471 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CORTA X 4 ORIF.  
1647-144472 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CORTA X 5 ORIF.  
1647-144473 PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA TITANIO CORTA X 6 ORIF.

1647-144474 PLACA DE HUMERO PROXIMAL DE TITANIO SEGÚN RX  
1647-144475 PLACA DE HUMERO PROXIMAL ANATOM. SEGÚN RX  
1647-144476 PLACA DE RADIO DISTAL TITANIO SEGÚN RX  
440-00101 (P00101) PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 3 ORIF. TIT.  
440-00102 (P00102) PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT.  
440-00103 (P00103) PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00104 (P00104) PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00106 (P00106) PLACA HUM. PROX. BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT.  
440-00110 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT. (53mm)  
440-00111 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT. (66mm)  
440-00112 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT. (79mm)  
440-00113 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT. (92mm)  
440-00114 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT. (105mm)  
440-00115 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT. (118mm)  
440-00116 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT. (131mm)  
440-00117 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT. (144mm)  
440-00118 PLACA LCP RECTA BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT. (157mm)  
440-00201 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00202 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 5 ORIF. TIT.  
440-00203 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00204 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00205 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00206 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00207 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00208 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 11 ORIF. TIT.  
440-00209 PLACA DE RECONSTR. BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00301 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00302 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00303 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00304 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00305 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00306 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00307 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00308 PLACA LCP LIVIANA BLOQ. 4.5 x 14 ORIF. TIT.  
440-00311 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 4 ORIF. TIT.  
440-00312 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 6 ORIF. TIT.  
440-00313 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 7 ORIF. TIT.  
440-00314 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 8 ORIF. TIT.  
440-00315 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 9 ORIF. TIT.  
440-00316 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 10 ORIF. TIT.  
440-00317 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 12 ORIF. TIT.  
440-00318 PLACA LCP PESADA BLOQ. 4,5 x 14 ORIF. TIT.  
441-045050-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 5,0mm TIT.  
441-045075-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 7,5mm TIT.  
441-045100-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 10,0mm TIT.  
441-045125-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 12,5mm TIT.

441-045150-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 15,0mm TIT.  
441-045175-L PLACA OSTEOT. FEMORAL DISTAL BLOQ. 4,5 x 17,5mm TIT.  
441-144339 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 4 ORIF. TIT.  
441-144340 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. TIT.  
441-144341 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. TIT.  
441-144342 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 DER. 10 ORIF. TIT.  
441-144343 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
441-144344 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
441-144345 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
441-144346 PLACA TIBIAL DISTAL TIPO LCP BLOQ. 3,5 IZQ. 10 ORIF. TIT.  
441-144347 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
441-144348 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
441-144349 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
441-144350 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
441-144351 PLACA 1/3 DE TUBO BLOQ. 3,5 x 12 ORIF. TIT.  
441-144356 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
441-144358 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
441-144360 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
441-144362 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
441-144364 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 13 ORIF. TIT.  
441-144366 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 15 ORIF. TIT.  
441-144370 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
441-144372 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
441-144374 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
441-144376 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
441-144378 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 13 ORIF. TIT.  
441-144380 PLACA TIBIAL DISTAL MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 15 ORIF. TIT.  
441-144384 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
441-144386 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
441-144388 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
441-144390 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
441-144392 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 13 ORIF. TIT.  
441-144394 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 15 ORIF. TIT.  
441-144396 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 DER. 17 ORIF. TIT.  
441-144401 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
441-144403 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
441-144405 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
441-144407 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
441-144409 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 13 ORIF. TIT.  
441-144411 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 15 ORIF. TIT.  
441-144413 PLACA TIBIAL DISTAL ANTEROLAT. BLOQ. 3,5 IZQ. 17 ORIF. TIT.  
441-144469 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 4 ORIF. TIT.  
441-144470 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 6 ORIF. TIT.  
441-144471 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 8 ORIF. TIT.  
441-144472 PLACA PERONE DISTAL BLOQ. 3,5 x 10 ORIF. TIT.  
441-144482 PLACA CALCANEO BLOQ. 60mm DER. TIT.

441-144483 PLACA CALCANEEO BLOQ. 70mm DER. TIT.  
441-144484 PLACA CALCANEEO BLOQ. 80mm DER. TIT.  
441-144485 PLACA CALCANEEO BLOQ. 90mm DER. TIT.  
441-144488 PLACA CALCANEEO BLOQ. 60mm IZQ. TIT.  
441-144489 PLACA CALCANEEO BLOQ. 70mm IZQ. TIT.  
441-144490 PLACA CALCANEEO BLOQ. 80mm IZQ. TIT.  
441-144491 PLACA CALCANEEO BLOQ. 90mm IZQ. TIT.  
441-144496 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 15mm  
441-144497 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 20mm  
441-144498 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 25mm  
441-144499 MICROPLACA FEMORAL TITANIO LOOP 30mm  
441-144520 MICROPLACA FEMORAL DE AJUSTE VARIABLE  
442-0404-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 4 ORIF. TIT.  
442-0404-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 4 ORIF. TIT.  
442-0406-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 6 ORIF. TIT.  
442-0406-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 6 ORIF. TIT.  
442-0408-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 8 ORIF. TIT.  
442-0408-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 8 ORIF. TIT.  
442-0410-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 10 ORIF. TIT  
442-0410-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 10 ORIF. TIT  
442-0412-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 12 ORIF. TIT  
442-0412-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 12 ORIF. TIT  
442-0414-D-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 DER. 14 ORIF. TIT  
442-0414-I-T PLACA TIB. PROX. ANAT. EN L LAT. BLOQ. 3.5 IZQ. 14 ORIF. TIT  
442-045050-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 5,0mm TIT  
442-045050-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 5,0mm TIT  
442-045075-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 7,5mm TIT  
442-045075-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 7,5mm TIT  
442-045100-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 10,0mm TI  
442-045100-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 10,0mm TI  
442-045125-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 12,5mm TI  
442-045125-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 12,5mm TI  
442-045150-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 15,0mm TI  
442-045150-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 15,0mm TI  
442-045175-DL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 DER. 17,5mm TI  
442-045175-IL PLACA OSTEOT. TIB. PROX. BLOQ. 4,5 IZQ. 17,5mm TI  
444-04LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 4 ORIF. (81 mm)  
444-04LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 4 ORIF. (81 mm)  
444-05LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 5 ORIF. (94 mm)  
444-05LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 5 ORIF. (94 mm)  
444-06LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. (108 mm)  
444-06LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. (108 mm)  
444-06MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 6 ORIF. (94 mm)  
444-06MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 6 ORIF. (94 mm)  
444-07LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. (123 mm)  
444-07LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. (123 mm)

444-07MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 7 ORIF. (110 mm)  
444-07MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 7 ORIF. (110 mm)  
444-08LD PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. (135 mm)  
444-08LI PLACA CLAVICULA LATERAL BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIF. (135 mm)  
444-08MD PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 DER. 8 ORIF. (120 mm)  
444-08MI PLACA CLAVICULA MEDIAL BLOQ. 3,5 IZQ. 8 ORIFI. (120 mm)  
447-034502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 3 ORIF. TIT.  
447-034502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 3 ORIF. TIT.  
447-034537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 3 ORIF. TIT.  
447-054502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 5 ORIF. TIT.  
447-054502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 5 ORIF. TIT.  
447-054537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 5 ORIF. TIT.  
447-074502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 7 ORIF. TIT.  
447-074502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 7 ORIF. TIT.  
447-074537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 7 ORIF. TIT.  
447-094502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 9 ORIF. TIT.  
447-094502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 9 ORIF. TIT.  
447-094537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 9 ORIF. TIT.  
447-114502-DLT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 DER. 11 ORIF. TIT.  
447-114502-ILT PLACA EN L ANGUL. BLOQ. 4,5 IZQ. 11 ORIF. TIT.  
447-114537-LT PLACA EN T ANGUL. BLOQ. 4,5 x 11 ORIF. TIT.  
449-03D PLACA RADIO DISTAL 3 ORIFICIOS DER. (50mm)  
449-03I PLACA RADIO DISTAL 3 ORIFICIOS IZQ. (50mm)  
449-04D PLACA RADIO DISTAL 4 ORIFICIOS DER. (60mm)  
449-04I PLACA RADIO DISTAL 4 ORIFICIOS IZQ. (60mm)  
449-05D PLACA RADIO DISTAL 5 ORIFICIOS DER. (70mm)  
449-05I PLACA RADIO DISTAL 5 ORIFICIOS IZQ. (70mm)  
449-07D PLACA RADIO DISTAL 7 ORIFICIOS DER. (90mm)  
449-07I PLACA RADIO DISTAL 7 ORIFICIOS IZQ. (90mm)  
449-09D PLACA RADIO DISTAL 9 ORIFICIOS DER. (110mm)  
449-09I PLACA RADIO DISTAL 9 ORIFICIOS IZQ. (110mm)  
449-82DS PLACA VOLAR 2 HILERA ESPECIAL 8 ORIFICIOS DERECHA  
449-82IS PLACA VOLAR 2 HILERA ESPECIAL 8 ORIFICIOS IZQUIERDA  
44932D PLACA VOLAR DOBLE FILA 3 ORIFICIOS DER.  
44932I PLACA VOLAR DOBLE FILA 3 ORIFICIOS IZQ.  
44942D PLACA VOLAR DOBLE FILA 4 ORIFICIOS DER.  
44942I PLACA VOLAR DOBLE FILA 4 ORIFICIOS IZQ.  
44952D PLACA VOLAR DOBLE FILA 5 ORIFICIOS DER.  
44952I PLACA VOLAR DOBLE FILA 5 ORIFICIOS IZQ.  
906-0414-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 14mm  
906-0414-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 14mm  
906-0416-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 16mm  
906-0416-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 16mm  
906-0418-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 18mm  
906-0420-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 20mm  
906-0422-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 22mm

906-0424-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 4 ORIF. x 24mm  
906-0428-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 28mm  
906-0430-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 30mm  
906-0432-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 32mm  
906-0434-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 4 ORIF. x 34mm  
906-0626-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 26mm  
906-0628-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 28mm  
906-0630-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 30mm  
906-0632-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 32mm  
906-0634-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 34mm  
906-0636-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 36mm  
906-0638-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 38mm  
906-0640-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 40mm  
906-0642-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 6 ORIF. x 42mm  
906-0644-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 44mm  
906-0648-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 48mm  
906-0652-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 6 ORIF. x 52mm  
906-0844-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 44mm  
906-0846-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 46mm  
906-0848-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 48mm  
906-0850-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 50mm  
906-0852-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 52mm  
906-0854-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 54mm  
906-0856-LT PLACA CERVICAL BLOQUEADA IQL 8 ORIF. x 56mm  
906-0856-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 56mm  
906-0858-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 58mm  
906-0860-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 60mm  
906-0862-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 62mm  
906-0864-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 64mm  
906-0866-LT/C PLACA CERVICAL CDH BLOQ. 8 ORIF. x 66mm

Instrumental Asociado:

CDH-I-0181.05020 ACOPLA PORTA CAPTURADOR DE TORNILLOS PCA (C)  
CDH-I-0182.07032 ATORNILLADOR HEXAGONAL C/ ACOPLA 2,5 PCA (C)  
CDH-I-0182.11014 ACOPLA RAPIDO PARA PLACAS CERVICALES PCA (C)  
CDH-I-1017 GUIA DE MECHA DIAM 7,0mm  
CDH-I-11-5059 ATORNILLADOR S & N C/ ACOPLA HUDSON HEX. 4,0mm  
CDH-I-1181.05030 FORCEPS SOSTENEDOR PCA (C)  
CDH-I-1181.06010 DOBLADORA DE PLACA TRES PUNTOS PCA (C)  
CDH-I-1181.17010 DISTRACTOR DE CASPAR PCA (C)  
CDH-I-1182.01050 MECHA AJUSTABLE PCA (C)  
CDH-I-1182.01051 MECHA Ø2,5 LONGITUD FIJA PCA (C)  
CDH-I-1184.01031 INICIADOR COLUMNA CERVICAL PCA (C)  
CDH-I-1184.02030 GUIA DE MECHA ANGULADA 1 PCA (C)  
CDH-I-1184.04010 MACHO TORNILLO 3,5 CERVICALES PCA (C)

CDH-I-1184.12010 ATORNILLADOR HEX. P/TORN. DE CASPAR (C)  
CDH-I-1184.15010 DISPOSITIVO PORTA PINES (C)  
CDH-I-1211 PROBADOR CUÑA  
CDH-I-1212 OSTEOTOMO LAMINAR 24cm x 25mm  
CDH-I-1213 GUIA DE CORTE  
CDH-I-1214 MARTILLO 250 gr.  
CDH-I-1215 IMPACTOR DE PLACA P/ OSTEOTOMIA  
CDH-I-1216 GRIFA DOBLADORA PLACAS DE OSTEOTOMIA  
CDH-I-1218 GRIFA DOBLADORA PLACAS CLAVICULA  
CDH-I-1681.20110 MECHA DIAM. 2,0 x 110mm TIT (C)  
CDH-I-1681.20150 MECHA DIAM. 2,0 x 150mm TIT (C)  
CDH-I-1681.25110 MECHA DIAM. 2,5 x 110mm TIT (C)  
CDH-I-1681.25155 MECHA DIAM. 2,5 x 155mm TIT (C)  
CDH-I-1681.35110 MECHA DIAM. 3,5 x 110mm TIT (C)  
CDH-I-1681.35150 MECHA DIAM. 3,5 x 150mm TIT (C)  
CDH-I-1681.35155 MECHA DIAM. 3,5 x 155mm TIT (C)  
CDH-I-1681.35200 MECHA DIAM. 3,5 x 200mm TIT (C)  
CDH-I-1681.45200 MECHA DIAM. 4,5 x 200mm TIT (C)  
CDH-I-1681.50150 MECHA DIAM. 5,0 x 150mm TIT (C)  
CDH-I-1681.50200 MECHA DIAM. 5,0 x 200mm TIT (C)  
CDH-I-18060 ACOPLA PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø5,5mm  
CDH-I-18061 ACOPLA PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø8,0mm  
CDH-I-18062 ACOPLA PORTA CAPTURADOR TORNILLOS P/ VASTAGO Ø4,5mm  
CDH-I-2051/1 PERNO DE INSERCIÓN/IMPACTACIÓN  
CDH-I-2074 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCÉNTRICO 4,5 mm  
CDH-I-2074-1 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCÉNTRICO 4,5 mm (C)  
CDH-I-2075/S ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 4,5 (HEX.3,5) SILICONA  
CDH-I-2076 ATORNILLADOR HEXAGONAL FEMORAL CANULADO  
CDH-I-2081 ACOPLA RÁPIDO PARA AESCULAP DRIVE CONN.  
CDH-I-2086 MEDIDOR TORNILLOS CAJA DHS/DCS  
CDH-I-2086-1 MEDIDOR TORN. DHS/DCS-PL.BLOQ. 4,5-90mm (C) (0281.03041)  
CDH-I-2096 GUIA DE MECHA DIAM 3,5mm  
CDH-I-2097 GUIA DE MECHA DIAM 5,0mm  
CDH-I-2201 GUIA ANGULADA 95°  
CDH-I-2201-1 GUIA ANGULADA 95° (C) (0383.02010)  
CDH-I-2206 MACHO DESLIZANTE DHS-DCS  
CDH-I-2208/01-1 FRESA DHS 135° (C) (0383.01012)  
CDH-I-2208/01-1U FRESA DHS 135° (C) c/acople Hex. Synthes  
CDH-I-2208/01/U FRESA DHS 135° c/acople Hex. Synthes  
CDH-I-2208/02-1 FRESA DCS 95° (C) (0383.01022)  
CDH-I-2208/02/U FRESA DCS 95° c/acople Hex. Synthes  
CDH-I-2209 IMPACTOR DE PLACA  
CDH-I-2211-1 GUIA ANGULADA 135° (C) (0383.02030)  
CDH-I-2212 CABO EN T DHS-DCS  
CDH-I-2213/01 MACHO CORTICAL EN T Ø 4.5mm  
CDH-I-2213/03 MACHO ESPONJOSO EN T Ø 6,5 mm



CDH-I-31006 FRESA PROYECTIL DE ANCLAJE RAPIDO  
CDH-I-31007 FRESA CONICA DE ANCLAJE RAPIDO Ø8,5 x 80mm  
CDH-I-31011 LLAVE DE BOCA 11mm  
CDH-I-31014 MECHA DIAM. 2,7 x 210mm  
CDH-I-3332 MEDIDOR TORNILLOS DESLIZANTES CAJA DHS-DCS  
CDH-I-3333 GUIA DE MACHO DHS-DCS  
CDH-I-3334/C GUIA DE PLACA DHS-DCS /C  
CDH-I-3334/T GUIA DE PLACA DHS-DCS /T  
CDH-I-3335/C SUJETADOR DE GUIA DE PLACA /C  
CDH-I-3335/T SUJETADOR DE GUIA DE PLACA /T  
CDH-I-3336 GUIA DE LLAVE T DHS-DCS  
CDH-I-3337/T LLAVE EN T DHS-DCS /T  
CDH-I-3338/T SUJETADOR DE DESLIZANTE CANULADO /T  
CDH-I-3346/95 LLAVE DE BOCA de 9,5mm  
CDH-I-3360 MECHA DIAM. 4.0 x 200mm  
CDH-I-34054210-2 DOBLADORA DE PLACA DE CLAVICULA (C) (34.05.4210-02)  
CDH-I-35000-R PROTECTOR DE ROSCA Ø3,5 mm TIT.  
CDH-I-4482-L CAMISA P/ PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL  
CDH-I-4484-L INTRACANULA P/ PLANTILLA PLACA HUMERO PROXIMAL  
CDH-I-45000-R PROTECTOR DE ROSCA Ø4,5 mm TIT.  
CDH-I-5010 PROTECTOR DE PARTES BLANDAS  
CDH-I-5013 LLAVE HEXAGONAL DE 17mm EN T CARDANICA  
CDH-I-5014 LLAVE DE BOCA DE 14mm - 17mm  
CDH-I-5017/3.5 MECHA DIAM. 3,5 x 300mm  
CDH-I-5027 ATORNILLADOR EN T - 5.0mm ( FEMUR)  
CDH-I-5046 PERNO IMPACTOR TIBIA  
CDH-I-7005 PALANCA HOHMANN 8 x 22 mm  
CDH-I-7005/25 GUIA DE MECHA DIAM 2,5mm  
CDH-I-7006 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PL. VOLAR / PL.BLOQ. 3,5  
CDH-I-7006-1 MED. TORN. PL.RD/PL.BLOQ. 3,5/PL.CLAV.-60mm (C) (0181.03030)  
CDH-I-7006-2 MED. TORN. PL.BLOQ.MIEM.INF.DISTAL -60mm (C) (0181.03030)  
CDH-I-7007 MACHO CORTICAL EN T Ø 3,5mm  
CDH-I-7008 DAVIER VERBRUGGE 190 mm  
CDH-I-7009 ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 3,5 (HEX.2,5)  
CDH-I-7009/S ATORNILLADOR HEXAG. P/TORN. 3,5 (HEX.2,5) SILICONA  
CDH-I-7010/25 MECHA DIAM, 2,5 x 155mm  
CDH-I-7010/35/AC MECHA CON ACOPLA Ø3,5 x 155mm  
CDH-I-7011 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PLACA VOLAR  
CDH-I-7012 ATORNILLADOR PUNTA CUAD. P/TORN. VAST. EXPANSIVO(  
CDH-I-7013 GRIFA DOBLADORA PLACAS 3,5  
CDH-I-7014 GUIA DE MECHA NEUTRO EXCENTRICO 3,5 mm  
CDH-I-7015/45 MECHA DIAM. 4,5 x 200mm  
CDH-I-7017 DAVIER VERBRUGGE 260 mm  
CDH-I-7018 PALANCA HOHMANN 24 x 240 mm  
CDH-I-7018/20B GUIA BLOQUEADA 1/8" - Ø2,0 x 50mm  
CDH-I-7019 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PL.BLOQ.4,5

CDH-I-7021 MEDIDOR TORNILLOS CAJA PLACA HUMERO PROXIMAL  
CDH-I-7022-D GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 DERECHA.  
CDH-I-7035/3505B GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 50mm  
CDH-I-7035/3510B GUIA BLOQUEADA 3,5 - Ø3,5 x 100mm  
CDH-I-7045/3510B GUIA BLOQUEADA 4,5 - Ø3,5 x 100mm  
CDH-I-7045/4710B GUIA BLOQUEADA 4,5 - Ø4,7 x 100mm  
CDH-I-71173418 MECHA CON ACOPLER OMNES Ø2,7 x 292mm  
CDH-I-81.06011 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 IZQUIERDA  
CDH-I-81.06012 GRIFA DOBLADORA PLACAS 4,5 DERECHA

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

Las placas de osteosíntesis del sistema, utilizado con los tornillos del PM 1006-17 Sistema de Tornillos Óseos de Titanio CDH se utilizan en pacientes adultos y pediátricos, y están indicados para la fijación de fracturas de los huesos pélvicos y fracturas de huesos pequeños y grandes. Las indicaciones de uso incluyen fracturas de la tibia, peroné, cóndilo femoral, pelvis, acetábulo, metacarpianos, metatarsianos, húmero, cúbito, radio, calcáneo y clavícula, fracturas de los huesos de la sección intermedia de la mano y de los pies y artrodesis de la cadera. También para cirugías del cráneo y del macizo facial.

Se puede usar también en pacientes con hueso osteopénico (según la clasificación de fracturas de la AO/OTA) de la tibia distal y proximal, así como para la fijación de fracturas del peroné. El uso de placas tubulares bloqueantes de un tercio, están indicadas para la fijación de fracturas, pseudoartrosis y osteotomías del maléolo medial, peroné, cúbito distal, olécranon, calcáneo y metatarsianos.

El Sistema de placas bloqueadas periarticulares, y placas óseas para fémur proximal, pueden utilizarse tanto en pacientes adultos como en pacientes con osteoporosis. Con las placas óseas para fémur proximal, los tornillos óseos y accesorios se pueden tratar fracturas de la región trocantérea, incluidas la intertrocantérea simple, la trocantérica oblicua inversa, la trocantérica transversal, la conminuta compleja y las fracturas con inestabilidad del córtex medio; las fracturas del fémur proximal combinadas con fracturas del eje ipsilateral; fracturas patológicas del fémur proximal incluidas las fracturas metastásicas; osteotomías del fémur proximal; fijación de fracturas en hueso osteopénico; fijación de pseudoartrosis y uniones defectuosas; fracturas de cuello de fémur basi/transcervicales; fracturas de cuello de fémur subcapitales y fracturas de fémur subtrocantéreas.

Período de vida útil: 5 (cinco) años para los modelos estériles.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NC

Forma de presentación: Por Unidad, estéril / no estéril.

Método de esterilización: Modelos estériles: Esterilización por Óxido de Etileno.

Nombre del fabricante:

CDH PROTESIS E IMPLANTES S.R.L.

Lugar de elaboración:

JUAN CANALS 2235 - ROSARIO - SANTA FE - ARGENTINA

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 1006-16 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

N° 1-0047-3110-006773-21-5

N° Identificador Trámite: 33439

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta Maria  
Date: 2024.05.28 14:50:22 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2024.05.28 14:50:23 -03:00