



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Disposición

Número:

Referencia: 1-0047-3110-008083-22-6

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-008083-22-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y:

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones MEDICAL IMPLANTS S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de esta Administración Nacional, de un nuevo producto médico.

Que las actividades de elaboración y comercialización de productos médicos se encuentran contempladas por la Ley 16463, el Decreto 9763/64, y MERCOSUR/GMC/RES. N° 40/00, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por Disposición ANMAT N° 2318/02 (TO 2004), y normas complementarias.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Productos Médicos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que corresponde autorizar la inscripción en el RPPTM del producto médico objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del producto médico marca ZIMMER / BIOMET nombre descriptivo SISTEMA DE PROTESIS PARA RODILLA y nombre técnico Prótesis, de Articulación, para rodilla. , de acuerdo con lo solicitado por MEDICAL IMPLANTS S.A. , con los Datos Identificatorios Característicos que figuran al pie de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulo/s y de instrucciones de uso que obran en documento N° IF-2024-55380134-APN-DVPCYAR#ANMAT .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso autorizados deberá figurar la leyenda "Autorizado por la ANMAT PM 554-79 ", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la normativa vigente.

ARTICULO 4º.- Extiéndase el Certificado de Autorización e Inscripción en el RPPTM con los datos característicos mencionados en esta disposición.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado de Autorización será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la presente disposición.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscribese en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica al nuevo producto. Por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, conjuntamente con rótulos e instrucciones de uso autorizados y el Certificado mencionado en el artículo 4º. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente.

Cumplido, archívese.

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 554-79

Nombre descriptivo: SISTEMA DE PROTESIS PARA RODILLA

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-196 Prótesis, de Articulación, para rodilla.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ZIMMER / BIOMET

Modelos:

42-5122-001-10, 42512200110 PERSONA superficie articular femoral UC 10MM Vivacit-E izquierda 1-2 AB

42-5126-006-20, 42512600620 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 3-5 EF
42-5126-007-10, 42512600710 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-12, 42512600712 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-13, 42512600713 PERSONA superficie articular femoral MLC 13MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-14, 42512600714 PERSONA superficie articular femoral CPS 14MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-16, 42512600716 PERSONA superficie articular femoral CPS 16MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-18, 42512600718 PERSONA superficie articular femoral CPS 18MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-20, 42512600720 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-008-10, 42512600810 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-008-12, 42512600812 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-008-13, 42512600813 PERSONA superficie articular femoral MLC 13MM izquierda Vivacit-E 10-11
EF
42-5126-008-14, 42512600814 PERSONA superficie articular femoral CPS 14MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-008-16, 42512600816 PERSONA superficie articular femoral CPS 16MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-008-18, 42512600818 PERSONA superficie articular femoral CPS 18MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-008-20, 42512600820 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-009-10, 42512600910 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-12, 42512600912 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-13, 42512600913 PERSONA superficie articular femoral MLC 13MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-14, 42512600914 PERSONA superficie articular femoral CPS 14MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-16, 42512600916 PERSONA superficie articular femoral CPS 16MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-18, 42512600918 PERSONA superficie articular femoral CPS 18MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-20, 42512600920 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-010-10, 42512601010 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM izquierda Vivacit-E 10-12
GH
42-5126-010-12, 42512601012 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM izquierda Vivacit-E 10-12
GH
42-5126-010-13, 42512601013 PERSONA superficie articular femoral MLC 13MM izquierda Vivacit-E 10-12
GH
42-5126-010-14, 42512601014 PERSONA superficie articular femoral CPS 14MM izquierda Vivacit-E 10-12
GH
42-5126-010-16, 42512601016 PERSONA superficie articular femoral CPS 16MM izquierda Vivacit-E 10-12
GH
42-5126-010-18, 42512601018 PERSONA superficie articular femoral CPS 18MM izquierda Vivacit-E 10-12
GH
42-5126-010-20, 42512601020 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 10-12
GH
42-5126-011-10, 42512601110 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-12, 42512601112 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-13, 42512601113 PERSONA superficie articular femoral MLC 13MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-14, 42512601114 PERSONA superficie articular femoral CPS 14MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-16, 42512601116 PERSONA superficie articular femoral CPS 16MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-18, 42512601118 PERSONA superficie articular femoral CPS 18MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-20, 42512601120 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5210-001-10, 42521000110 PERSONA superficie articular femoral CR 10MM PLY derecha 1-2 AB
42-5210-001-11, 42521000111 PERSONA superficie articular femoral CR 11MM PLY derecha 1-2 AB

42-5224-010-16, 42522401016 PERSONA superficie articular femoral PS 16MM Vivacit-E derecha 10-12 GH
42-5224-010-18, 42522401018 PERSONA superficie articular femoral PS 18MM Vivacit-E derecha 10-12 GH
42-5224-010-20, 42522401020 PERSONA superficie articular femoral PS 20MM Vivacit-E derecha 10-12 GH
42-5224-011-10, 42522401110 PERSONA superficie articular femoral PS 10MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-11, 42522401111 PERSONA superficie articular femoral PS 11MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-12, 42522401112 PERSONA superficie articular femoral PS 12MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-13, 42522401113 PERSONA superficie articular femoral PS 13MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-14, 42522401114 PERSONA superficie articular femoral PS 14MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-16, 42522401116 PERSONA superficie articular femoral PS 16MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-18, 42522401118 PERSONA superficie articular femoral PS 18MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-20, 42522401120 PERSONA superficie articular femoral PS 20MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5226-001-10, 42522600110 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM Vivacit-E derecha 12 AB
42-5226-001-12, 42522600112 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM Vivacit-E derecha 12 AB
42-5226-001-13; 42522600113 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 1-2AB
42-5226-001-14; 42522600114 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 1-2AB
42-5226-001-16; 42522600116 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 1-2AB
42-5226-001-18; 42522600118 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 1-2AB
42-5226-001-20; 42522600120 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 1-2AB
42-5226-002-10; 42522600210 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 3-5AB
42-5226-002-12; 42522600212 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 3-5AB
42-5226-002-13; 42522600213 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 3-5AB
42-5226-002-14; 42522600214 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 3-5AB
42-5226-002-16; 42522600216 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 3-5AB
42-5226-002-18; 42522600218 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 3-5AB
42-5226-002-20; 42522600220 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 3-5AB
42-5226-003-10; 42522600310 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 1-2CD
42-5226-003-12; 42522600312 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 1-2CD
42-5226-003-13; 42522600313 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 1-2CD
42-5226-003-14; 42522600314 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 1-2CD
42-5226-003-16; 42522600316 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 1-2CD
42-5226-003-18; 42522600318 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 1-2CD
42-5226-003-20; 42522600320 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 1-2CD
42-5226-004-10; 42522600410 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 3-5CD
42-5226-004-12; 42522600412 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 3-5CD
42-5226-004-13; 42522600413 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 3-5CD
42-5226-004-14; 42522600414 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 3-5CD
42-5226-004-16; 42522600416 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 3-5CD
42-5226-004-18; 42522600418 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 3-5CD
42-5226-004-20; 42522600420 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 3-5CD
42-5226-005-10; 42522600510 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 6-9CD
42-5226-005-12; 42522600512 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 6-9CD
42-5226-005-13; 42522600513 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 6-9CD
42-5226-005-14; 42522600514 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 6-9CD
42-5226-005-16; 42522600516 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 6-9CD
42-5226-005-18; 42522600518 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 6-9CD
42-5226-005-20; 42522600520 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 6-9CD

42-5226-006-10; 42522600610 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 3-5EF
42-5226-006-12; 42522600612 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 3-5EF
42-5226-006-13; 42522600613 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 3-5EF
42-5226-006-14; 42522600614 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 3-5EF
42-5226-006-16; 42522600616 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 3-5EF
42-5226-006-18; 42522600618 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 3-5EF
42-5226-006-20; 42522600620 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 3-5EF
42-5226-007-10; 42522600710 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 6-9EF
42-5226-007-12; 42522600712 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 6-9EF
42-5226-007-13; 42522600713 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 6-9EF
42-5226-007-14; 42522600714 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 6-9EF
42-5226-007-16; 42522600716 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 6-9EF
42-5226-007-18; 42522600718 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 6-9EF
42-5226-007-20; 42522600720 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 6-9EF
42-5226-008-10; 42522600810 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-12; 42522600812 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-13; 42522600813 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-14; 42522600814 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-16; 42522600816 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-18; 42522600818 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-20; 42522600820 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 10-11 EF
42-5226-009-10; 42522600910 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 6-9GH
42-5226-009-12; 42522600912 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 6-9GH
42-5226-009-13; 42522600913 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 6-9GH
42-5226-009-14; 42522600914 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 6-9GH
42-5226-009-16; 42522600916 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 6-9GH
42-5226-009-18; 42522600918 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 6-9GH
42-5226-009-20; 42522600920 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 6-9GH
42-5226-010-10; 42522601010 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-12; 42522601012 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-13; 42522601013 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-14; 42522601014 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-16; 42522601016 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-18; 42522601018 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-20; 42522601020 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 10-12 GH
42-5226-011-10; 42522601110 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 10-12 J
42-5226-011-12; 42522601112 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 10-12 J
42-5226-011-13; 42522601113 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 10-12 J
42-5226-011-14; 42522601114 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 10-12 J
42-5226-011-16; 42522601116 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 10-12 J
42-5226-011-18; 42522601118 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 10-12 J
42-5226-011-20; 42522601120 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 10-12 J
42-5300-058-01; 42530005801 PERSONA TIBIA POROSA 2 ESPIGAS TAMAÑO A L
42-5300-058-02; 42530005802 PERSONA TIBIA POROSA 2 ESPIGAS TAMAÑO A R
42-5300-061-01; 42530006101 PERSONA TIBIA POROSA 2 ESPIGAS TAMAÑO B L
42-5300-061-02; 42530006102 PERSONA TIBIA POROSA 2 ESPIGAS TAMAÑO B R

42-5320-058-01; 42532005801 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO A L
42-5320-058-02; 42532005802 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO A R
42-5320-061-01; 42532006101 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO B L
42-5320-061-02; 42532006102 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO B R
42-5320-064-01; 42532006401 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO C L
42-5320-064-02; 42532006402 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO C R
42-5320-067-01; 42532006701 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO D L
42-5320-067-02; 42532006702 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO D R
42-5320-071-01; 42532007101 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO E L
42-5320-071-02; 42532007102 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO E R
42-5320-075-01; 42532007501 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO F L
42-5320-075-02; 42532007502 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO F R
42-5320-079-01; 42532007901 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO G L
42-5320-079-02; 42532007902 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO G R
42-5320-083-01; 42532008301 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO H L
42-5320-083-02; 42532008302 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO H R
42-5320-088-01; 42532008801 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO J L
42-5320-088-02; 42532008802 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO J R
42-5400-000-26, 42540000026 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 26MM
42-5400-000-29, 42540000029 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 29MM
42-5400-000-32, 42540000032 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 32MM
42-5400-000-35, 42540000035 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 35MM
42-5400-000-38, 42540000038 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 38MM
42-5400-000-41, 42540000041 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 41MM
42-5402-000-26, 42540200026 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 26 MM DIÁMETRO
42-5402-000-29, 42540200029 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 29 MM DIÁMETRO
42-5402-000-32, 42540200032 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 32 MM DIÁMETRO
42-5402-000-35, 42540200035 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 35 MM DIÁMETRO
42-5402-000-38, 42540200038 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 38 MM DIÁMETRO
42-5402-000-41, 42540200041 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 41 MM DIÁMETRO
42-5570-001-14, 42557000114 PERSONA VASTAGO RECTO HÍBRIDO 14 x +30M
42-5000-050-01, 42500005001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 1
IZQUIERDO
42-5000-050-02, 42500005002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 1 DERECHO
42-5000-052-01, 42500005201 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 2
IZQUIERDO
42-5000-052-02, 42500005202 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 2 DERECHO
42-5000-054-01, 42500005401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 3
IZQUIERDO
42-5000-054-02, 42500005402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 3 DERECHO
42-5000-056-01, 42500005601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 4
IZQUIERDO
42-5000-056-02, 42500005602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 4 DERECHO
42-5000-058-01, 42500005801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 5
IZQUIERDO
42-5000-058-02, 42500005802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 5 DERECHO

42-5000-060-01, 42500006001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 6
IZQUIERDO

42-5000-060-02, 42500006002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 6 DERECHO

42-5000-062-01, 42500006201 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 7
IZQUIERDO

42-5000-062-02, 42500006202 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 7 DERECHO

42-5000-064-01, 42500006401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 8
IZQUIERDO

42-5000-064-02, 42500006402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 8 DERECHO

42-5000-066-01, 42500006601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 9
IZQUIERDO

42-5000-066-02, 42500006602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 9 DERECHO

42-5000-068-01, 42500006801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 10
IZQUIERDO

42-5000-068-02, 42500006802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 10
DERECHO

42-5000-070-01, 42500007001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 11
IZQUIERDO

42-5000-070-02, 42500007002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 11
DERECHO

42-5002-050-01, 42500205001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 1 IZQUIERDO

42-5002-050-02, 42500205002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 1 DERECHO

42-5002-052-01, 42500205001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 2 IZQUIERDO

42-5002-052-02, 42500205002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 2 DERECHO

42-5002-054-01, 42500205401 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 3 IZQUIERDO

42-5002-054-02, 42500205402 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 3 DERECHO

42-5002-056-01, 42500205601 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 4 IZQUIERDO

42-5002-056-02, 42500205602 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 4 DERECHO

42-5002-058-01, 42500205801 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 5 IZQUIERDO

42-5002-058-02, 42500205802 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 5 DERECHO

42-5002-060-01, 42500206001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 6 IZQUIERDO

42-5002-060-02, 42500206002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 6 DERECHO

42-5002-062-01, 42500206201 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 7 IZQUIERDO

42-5002-062-02, 42500206202 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 7 DERECHO

42-5002-064-01, 42500206401 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 8 IZQUIERDO

42-5002-064-02, 42500206402 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 8 DERECHO

42-5002-066-01, 42500206601 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 9 IZQUIERDO

42-5002-066-02, 42500206602 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 9 DERECHO

42-5002-068-01, 42500206801 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 10 IZQUIERDO

42-5002-068-02, 42500206802 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 10 DERECHO

42-5002-070-01, 42500207001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 11 IZQUIERDO

42-5002-070-02, 42500207002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 11 DERECHO

42-5006-054-01, 42500605401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 3
IZQUIERDO

42-5006-054-02, 42500605402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 3
DERECHO

42-5006-056-01, 42500605601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 IZQUIERDO
42-5006-056-02, 42500605602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 DERECHO
42-5006-058-01, 42500605801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 IZQUIERDO
42-5006-058-02, 42500605802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 DERECHO
42-5006-060-01, 42500606001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 IZQUIERDO
42-5006-060-02, 42500606002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 DERECHO
42-5006-062-01, 42500606201 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 IZQUIERDO
42-5006-062-02, 42500606202 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 DERECHO
42-5006-064-01, 42500606401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 IZQUIERDO
42-5006-064-02, 42500606402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 DERECHO
42-5006-066-01, 42500606601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 IZQUIERDO
42-5006-066-02, 42500606602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 DERECHO
42-5006-068-01, 42500606801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 IZQUIERDO
42-5006-068-02, 42500606802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 DERECHO
42-5006-070-01, 42500607001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 IZQUIERDO
42-5006-070-02, 42500607002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 DERECHO
42-5006-074-01, 42500607401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 IZQUIERDO
42-5006-074-02, 42500607402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 DERECHO
42-5008-054-01, 42500805401 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 3 IZQUIERDO
42-5008-054-02, 42500605402 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 3 DERECHO
42-5008-056-01, 42500805601 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 IZQUIERDO
42-5008-056-02, 42500805602 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 DERECHO
42-5008-058-01, 42500805801 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 IZQUIERDO
42-5008-058-02, 42500605802 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 DERECHO
42-5008-060-01, 42500806001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 IZQUIERDO
42-5008-060-02, 42500606002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 DERECHO
42-5008-062-01, 42500806201 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 IZQUIERDO
42-5008-062-02, 42500606202 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 DERECHO

42-5008-064-01, 42500806401 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 IZQUIERDO
42-5008-064-02, 42500606402 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 DERECHO
42-5008-066-01, 42500806601 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 IZQUIERDO
42-5008-066-02, 42500606602 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 DERECHO
42-5008-068-01, 42500806801 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 IZQUIERDO
42-5008-068-02, 42500606802 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 DERECHO
42-5008-070-01, 42500807001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 IZQUIERDO
42-5008-070-02, 42500607002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 DERECHO
42-5008-074-01, 42500807401 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 IZQUIERDO
42-5008-074-02, 42500607402 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 DERECHO
42-5020-050-01, 42502005001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 1
IZQUIERDO
42-5020-050-02, 42502005002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 1 DERECHO
42-5020-052-01, 42502005201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 2
IZQUIERDO
42-5020-052-02, 42502005202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 2 DERECHO
42-5020-054-01, 42502005401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 3
IZQUIERDO
42-5020-054-02, 42502005402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 3 DERECHO
42-5020-056-01, 42502005601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 4
IZQUIERDO
42-5020-056-02, 42502005602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 4 DERECHO
42-5020-058-01, 42502005801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 5
IZQUIERDO
42-5020-058-02, 42502005802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 5 DERECHO
42-5020-060-01, 42502006001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 6
IZQUIERDO
42-5020-060-02, 42502006002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 6 DERECHO
42-5020-062-01, 42502006201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 7
IZQUIERDO
42-5020-062-02, 42502006202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 7 DERECHO
42-5020-064-01, 42502006401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 8
IZQUIERDO
42-5020-064-02, 42502006402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 8 DERECHO
42-5020-066-01, 42502006601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 9
IZQUIERDO
42-5020-066-02, 42502006602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 9 DERECHO
42-5020-068-01, 42502006801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 10
IZQUIERDO
42-5020-068-02, 42502006802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 10
DERECHO
42-5020-070-01, 42502007001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 11
IZQUIERDO
42-5020-070-02, 42502007002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 11
DERECHO
42-5022-050-01, 42502205001 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 1 IZQUIERDO

42-5022-050-02, 42502205002 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 1 DERECHO
42-5022-052-01, 42502205201 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 2 IZQUIERDO
42-5022-052-02, 42502205202 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 2 DERECHO
42-5022-054-01, 42502205401 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 3 IZQUIERDO
42-5022-054-02, 42502205402 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 3 DERECHO
42-5022-056-01, 42502205601 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 4 IZQUIERDO
42-5022-056-02, 42502205602 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 4 DERECHO
42-5022-058-01, 42502205801 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 5 IZQUIERDO
42-5022-058-02, 42502205802 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 5 DERECHO
42-5022-060-01, 42502206001 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 6 IZQUIERDO
42-5022-060-02, 42502206002 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 6 DERECHO
42-5022-062-01, 42502206201 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 7 IZQUIERDO
42-5022-062-02, 42502206202 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 7 DERECHO
42-5022-064-01, 42502206401 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 8 IZQUIERDO
42-5022-064-02, 42502206402 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 8 DERECHO
42-5022-066-01, 42502206601 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 9 IZQUIERDO
42-5022-066-02, 42502206602 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 9 DERECHO
42-5022-068-01, 42502206801 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 10 IZQUIERDO
42-5022-068-02, 42502206802 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 10 DERECHO
42-5022-070-01, 42502207001 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 11 IZQUIERDO
42-5022-070-02, 42502207002 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 11 DERECHO
42-5026-054-01, 42502605401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 3
IZQUIERDO
42-5026-054-02, 42502605402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 3
DERECHO
42-5026-056-01, 42502605601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 4
IZQUIERDO
42-5026-056-02, 42502605602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 4
DERECHO
42-5026-058-01, 42502605801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 5
IZQUIERDO
42-5026-058-02, 42502605802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 5
DERECHO
42-5026-060-01, 42502606001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 6
IZQUIERDO
42-5026-060-02, 42502606002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 6
DERECHO
42-5026-062-01, 42502606201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 7
IZQUIERDO
42-5026-062-02, 42502606202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 7
DERECHO
42-5026-064-01, 42502606401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 8
IZQUIERDO
42-5026-064-02, 42502606402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 8
DERECHO
42-5026-066-01, 42502606601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 9

IZQUIERDO

42-5026-066-02, 42502606602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 9
DERECHO

42-5026-068-01, 42502606801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 10
IZQUIERDO

42-5026-068-02, 42502606802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 10
DERECHO

42-5026-070-01, 42502607001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 11
IZQUIERDO

42-5026-070-02, 42502607002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 11
DERECHO

42-5026-074-01, 42502607401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 12
IZQUIERDO

42-5026-074-02, 42502607402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 12
DERECHO

42-5028-054-01, 42502805401 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 3 IZQUIERDO

42-5028-054-02, 42502805402 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 3 DERECHO

42-5028-056-01, 42502805601 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 IZQUIERDO

42-5028-056-02, 42502805602 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 DERECHO

42-5028-058-01, 42502805801 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 IZQUIERDO

42-5028-058-02, 42502805802 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 DERECHO

42-5028-060-01, 42502806001 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 IZQUIERDO

42-5028-060-02, 42502806002 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 DERECHO

42-5028-062-01, 42502806201 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 IZQUIERDO

42-5028-062-02, 42502806202 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 DERECHO

42-5028-064-01, 42502806401 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 IZQUIERDO

42-5028-064-02, 42502806402 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 DERECHO

42-5028-066-01, 42502806601 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 IZQUIERDO

42-5028-066-02, 42502806602 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 DERECHO

42-5028-068-01, 42502806801 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 IZQUIERDO

42-5028-068-02, 42502806802 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 DERECHO

42-5028-070-01, 42502807001 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 IZQUIERDO

42-5028-070-02, 42502807002 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 DERECHO

42-5028-074-01, 42502807401 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 IZQUIERDO

42-5028-074-02, 42502807402 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 DERECHO

42-5050-054-01, 42505005401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 3

IZQUIERDO

42-5050-058-01, 42505005801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 5

IZQUIERDO

42-5050-058-02, 42505005802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 5 DERECHO

42-5050-060-01, 42505006001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 6

IZQUIERDO

42-5050-060-02, 42505006002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 6 DERECHO

42-5050-062-01, 42505006201 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 7

IZQUIERDO

42-5050-062-02, 42505006202 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 7 DERECHO

42-5050-064-01, 42505006401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 8
IZQUIERDO

42-5050-064-02, 42505006402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 8 DERECHO

42-5050-066-01, 42505006601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 9
IZQUIERDO

42-5050-066-02, 42505006602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 9 DERECHO

42-5050-068-01, 42505006801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 10
IZQUIERDO

42-5050-068-02, 42505006802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 10 DERECHO

42-5050-070-01, 42505007001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 11
IZQUIERDO

42-5050-070-02, 42505007002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 11 DERECHO

42-5056-054-01, 42505605401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 3
IZQUIERDO

42-5056-054-02, 42505605402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 3
DERECHO

42-5056-056-01, 42505605601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 4
IZQUIERDO

42-5056-056-02, 42505605602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 4
DERECHO

42-5056-058-01, 42505605801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 5
IZQUIERDO

42-5056-058-02, 42505605802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 5
DERECHO

42-5056-060-01, 42505606001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 6
IZQUIERDO

42-5056-060-02, 42505606002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 6
DERECHO

42-5056-062-01, 42505606201 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 7
IZQUIERDO

42-5056-062-02, 42505606202 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 7
DERECHO

42-5056-064-01, 42505606401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 8
IZQUIERDO

42-5056-064-02, 42505606402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 8
DERECHO

42-5056-066-01, 42505606601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 9
IZQUIERDO

42-5056-066-02, 42505606602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 9
DERECHO

42-5056-068-01, 42505606801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 10
IZQUIERDO

42-5056-068-02, 42505606802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 10
DERECHO

42-5056-070-01, 42505607001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 11
IZQUIERDO

42-5056-070-02, 42505607002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 11
DERECHO

42-5056-074-01, 42505607401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 12
IZQUIERDO

42-5056-074-02, 42505607402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 12
DERECHO

42-5070-050-01, 42507005001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 1
IZQUIERDO

42-5070-050-02, 42507005002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 1 DERECHO

42-5070-052-01, 42507005201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 2
IZQUIERDO

42-5070-052-02, 42507005202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 2 DERECHO

42-5070-054-01, 42507005401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 3
IZQUIERDO

42-5070-054-02, 42507005402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 3 DERECHO

42-5070-056-01, 42507005601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 4
IZQUIERDO

42-5070-056-02, 42507005602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 4 DERECHO

42-5070-058-01, 42507005801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 5
IZQUIERDO

42-5070-058-02, 42507005802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 5 DERECHO

42-5070-060-01, 42507006001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 6
IZQUIERDO

42-5070-060-02, 42507006002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 6 DERECHO

42-5070-062-01, 42507006201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 7
IZQUIERDO

42-5070-062-02, 42507006202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 7 DERECHO

42-5070-064-01, 42507006401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 8
IZQUIERDO

42-5070-064-02, 42507006402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 8 DERECHO

42-5070-066-01, 42507006601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 9
IZQUIERDO

42-5070-066-02, 42507006602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 9 DERECHO

42-5070-068-01, 42507006801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 10
IZQUIERDO

42-5070-068-02, 42507006802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 10
DERECHO

42-5070-070-01, 42507007001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 11
IZQUIERDO

42-5070-070-02, 42507007002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 11
DERECHO

42-5076-054-01, 42507605401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 3
IZQUIERDO

42-5076-054-02, 42507605402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 3
DERECHO

42-5076-056-01, 42507605601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 4

IZQUIERDO

42-5076-056-02, 42507605602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 4
DERECHO

42-5076-058-01, 42507605801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 5
IZQUIERDO

42-5076-058-02, 42507605802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 5
DERECHO

42-5076-060-01, 42507606001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 6
IZQUIERDO

42-5076-060-02, 42507606002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 6
DERECHO

42-5076-062-01, 42507606201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 7
IZQUIERDO

42-5076-062-02, 42507606202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 7
DERECHO

42-5076-064-01, 42507606401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 8
IZQUIERDO

42-5076-064-02, 42507606402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 8
DERECHO

42-5076-066-01, 42507606601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 9
IZQUIERDO

42-5076-066-02, 42507606602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 9
DERECHO

42-5076-068-01, 42507606801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 10
IZQUIERDO

42-5076-068-02, 42507606802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 10
DERECHO

42-5076-070-01, 42507607001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 11
IZQUIERDO

42-5076-070-02, 42507607002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 11
DERECHO

42-5076-074-01, 42507607401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 12
IZQUIERDO

42-5076-074-02, 42507607402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 12
DERECHO

42-5110-001-10, 42511000110 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM
POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-001-11, 42511000111 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM
POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-001-12, 42511000112 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM
POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-001-13, 42511000113 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM
POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-001-14, 42511000114 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM
POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-001-16, 42511000116 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-001-18, 42511000118 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-002-10, 42511000210 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM

POLIETILENO L 3-6AB

42-5110-002-11, 42511000211 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM

POLIETILENO L 3-6AB

42-5110-002-12, 42511000212 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM

POLIETILENO L 3-6AB

42-5110-002-13, 42511000213 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM

POLIETILENO L 3-6AB

42-5110-002-14, 42511000214 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM

POLIETILENO L 3-6AB

42-5110-002-16, 42511000216 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM

POLIETILENO L 3-6AB

42-5110-002-18, 42511000218 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM

POLIETILENO L 3-6AB

42-5110-003-10, 42511000310 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5110-003-11, 42511000311 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5110-003-12, 42511000312 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5110-003-13, 42511000313 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5110-003-14, 42511000314 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5110-003-16, 42511000316 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5110-003-18, 42511000318 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5110-004-10, 42511000410 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM

POLIETILENO L 3-9CD

42-5110-004-11, 42511000411 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM

POLIETILENO L 3-9CD

42-5110-004-12, 42511000412 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM

POLIETILENO L 3-9CD

42-5110-004-13, 42511000413 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM

POLIETILENO L 3-9CD

42-5110-004-14, 42511000414 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM

POLIETILENO L 3-9CD

42-5110-004-16, 42511000416 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM

POLIETILENO L 3-9CD

42-5110-004-18, 42511000418 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM

POLIETILENO L 3-9CD

42-5110-005-10, 42511000510 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM

POLIETILENO L 3-11 EF
42-5110-005-11, 42511000511 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM
POLIETILENO L 3-11 EF
42-5110-005-12, 42511000512 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM
POLIETILENO L 3-11 EF
42-5110-005-13, 42511000513 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM
POLIETILENO L 3-11 EF
42-5110-005-14, 42511000514 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM
POLIETILENO L 3-11 EF
42-5110-005-16, 42511000516 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM
POLIETILENO L 3-11 EF
42-5110-005-18, 42511000518 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM
POLIETILENO L 3-11 EF
42-5110-006-10, 42511000610 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM
POLIETILENO L 7-12 GH
42-5110-006-11, 42511000611 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM
POLIETILENO L 7-12 GH
42-5110-006-12, 42511000612 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM
POLIETILENO L 7-12 GH
42-5110-006-13, 42511000613 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM
POLIETILENO L 7-12 GH
42-5110-006-14, 42511000614 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM
POLIETILENO L 7-12 GH
42-5110-006-16, 42511000616 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM
POLIETILENO L 7-12 GH
42-5110-006-18, 42511000618 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM
POLIETILENO L 7-12 GH
42-5110-007-10, 42511000710 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM
POLIETILENO L 9-12 J
42-5110-007-11, 42511000711 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM
POLIETILENO L 9-12 J
42-5110-007-12, 42511000712 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM
POLIETILENO L 9-12 J
42-5110-007-13, 42511000713 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM
POLIETILENO L 9-12 J
42-5110-007-14, 42511000714 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM
POLIETILENO L 9-12 J
42-5110-007-16, 42511000716 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM
POLIETILENO L 9-12 J
42-5110-007-18, 42511000718 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM
POLIETILENO L 9-12 J
42-5112-001-10, 42511200110 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 10MM
POLIETILENO L 1-2AB
42-5112-001-11, 42511200111 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 11MM
POLIETILENO L 1-2AB
42-5112-001-12, 42511200112 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 12MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5112-001-13, 42511200113 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 13MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5112-001-14, 42511200114 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 14MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5112-001-16, 42511200116 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 16MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5112-001-18, 42511200118 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 18MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5112-001-20, 42511200120 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 20MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5112-002-10, 42511200210 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 10MM

POLIETILENO L 3-4AB

42-5112-002-11, 42511200211 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 11MM

POLIETILENO L 3-4AB

42-5112-002-12, 42511200212 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 12MM

POLIETILENO L 3-4AB

42-5112-002-13, 42511200213 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 13MM

POLIETILENO L 3-4AB

42-5112-002-14, 42511200214 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 14MM

POLIETILENO L 3-4AB

42-5112-002-16, 42511200216 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 16MM

POLIETILENO L 3-4AB

42-5112-002-18, 42511200218 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 18MM

POLIETILENO L 3-4AB

42-5112-002-20, 42511200220 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 20MM

POLIETILENO L 3-4AB

42-5112-003-10, 42511200310 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 10MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5112-003-11, 42511200311 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 11MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5112-003-12, 42511200312 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 12MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5112-003-13, 42511200313 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 13MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5112-003-14, 42511200314 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 14MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5112-003-16, 42511200316 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 16MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5112-003-18, 42511200318 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 18MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5112-003-20, 42511200320 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 20MM

POLIETILENO L 1-2CD

42-5112-004-10, 42511200410 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 10MM

POLIETILENO L 3-7CD

42-5112-004-11, 42511200411 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 11MM

POLIETILENO L 3-7CD

42-5112-004-12, 42511200412 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 12MM

POLIETILENO L 3-7CD

42-5112-004-13, 42511200413 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 13MM

POLIETILENO L 3-7CD

42-5112-004-14, 42511200414 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 14MM

POLIETILENO L 3-7CD

42-5112-004-16, 42511200416 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 16MM

POLIETILENO L 3-7CD

42-5112-004-18, 42511200418 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 18MM

POLIETILENO L 3-7CD

42-5112-004-20, 42511200420 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 10MM

POLIETILENO L 3-7CD

42-5112-005-10, 42511200510 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 10MM

POLIETILENO L 4-11 EF

42-5112-005-11, 42511200511 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 11MM

POLIETILENO L 4-11 EF

42-5112-005-12, 42511200512 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 12MM

POLIETILENO L 4-11 EF

42-5112-005-13, 42511200513 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 13MM

POLIETILENO L 4-11 EF

42-5112-005-14, 42511200514 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 14MM

POLIETILENO L 4-11 EF

42-5112-005-16, 42511200516 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 16MM

POLIETILENO L 4-11 EF

42-5112-005-18, 42511200518 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 18MM

POLIETILENO L 4-11 EF

42-5112-005-20, 42511200520 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 20MM

POLIETILENO L 4-11 EF

42-5112-006-10, 42511200610 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 10MM

POLIETILENO L 7-12 GH

42-5112-006-11, 42511200611 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 11MM

POLIETILENO L 7-12 GH

42-5112-006-12, 42511200612 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 12MM

POLIETILENO L 7-12 GH

42-5112-006-13, 42511200613 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 13MM

POLIETILENO L 7-12 GH

42-5112-006-14, 42511200614 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 14MM

POLIETILENO L 7-12 GH

42-5112-006-16, 42511200616 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 16MM

POLIETILENO L 7-12 GH

42-5112-006-18, 42511200618 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 18MM

POLIETILENO L 7-12 GH

42-5112-006-20, 42511200620 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 20MM

POLIETILENO L 7-12 GH

42-5112-007-10, 42511200710 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 10MM

POLIETILENO L 9-12 J

42-5112-007-11, 42511200711 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 11MM

POLIETILENO L 9-12 J

42-5112-007-12, 42511200712 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 12MM

POLIETILENO L 9-12 J

42-5112-007-13, 42511200713 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 13MM

POLIETILENO L 9-12 J

42-5112-007-14, 42511200714 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 14MM

POLIETILENO L 9-12 J

42-5112-007-16, 42511200716 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 16MM

POLIETILENO L 9-12 J

42-5112-007-18, 42511200718 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 18MM

POLIETILENO L 9-12 J

42-5112-007-20, 42511200720 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) UC 20MM

POLIETILENO L 9-12 J

42-5114-001-10, 42511400110 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 10MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5114-001-11, 42511400111 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 11MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5114-001-12, 42511400112 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 12MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5114-001-13, 42511400113 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 13MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5114-001-14, 42511400114 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 14MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5114-001-16, 42511400116 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5114-001-18, 42511400118 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5114-001-20, 42511400120 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM

POLIETILENO L 1-2AB

42-5114-002-10, 42511400210 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 10MM

POLIETILENO L 3-5AB

42-5114-002-11, 42511400211 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 11MM

POLIETILENO L 3-5AB

42-5114-002-12, 42511400212 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 12MM

POLIETILENO L 3-5AB

42-5114-002-13, 42511400213 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 13MM

POLIETILENO L 3-5AB

42-5114-002-14, 42511400214 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 14MM

POLIETILENO L 3-5AB

42-5114-002-16, 42511400216 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM

POLIETILENO L 3-5AB

42-5114-002-18, 42511400218 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM

POLIETILENO L 3-5AB

42-5114-002-20, 42511400220 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM

POLIETILENO L 3-5AB

42-5114-003-10, 42511400310 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 10MM
POLIETILENO L 1-2CD

42-5114-003-11, 42511400311 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 11MM
POLIETILENO L 1-2CD

42-5114-003-12, 42511400312 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 12MM
POLIETILENO L 1-2CD

42-5114-003-13, 42511400313 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 13MM
POLIETILENO L 1-2CD

42-5114-003-14, 42511400314 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 14MM
POLIETILENO L 1-2CD

42-5114-003-16, 42511400316 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM
POLIETILENO L 1-2CD

42-5114-003-18, 42511400318 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM
POLIETILENO L 1-2CD

42-5114-003-20, 42511400320 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM
POLIETILENO L 1-2CD

42-5114-004-10, 42511400410 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 10MM
POLIETILENO L 3-5CD

42-5114-004-11, 42511400411 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 11MM
POLIETILENO L 3-5CD

42-5114-004-12, 42511400412 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 12MM
POLIETILENO L 3-5CD

42-5114-004-13, 42511400413 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 13MM
POLIETILENO L 3-5CD

42-5114-004-14, 42511400414 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 14MM
POLIETILENO L 3-5CD

42-5114-004-16, 42511400416 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM
POLIETILENO L 3-5CD

42-5114-004-18, 42511400418 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM
POLIETILENO L 3-5CD

42-5114-004-20, 42511400420 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM
POLIETILENO L 3-5CD

42-5114-005-10, 42511400510 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 10MM
POLIETILENO L 6-9CD

42-5114-005-11, 42511400511 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 11MM
POLIETILENO L 6-9CD

42-5114-005-12, 42511400512 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 12MM
POLIETILENO L 6-9CD

42-5114-005-13, 42511400513 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 13MM
POLIETILENO L 6-9CD

42-5114-005-14, 42511400514 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 14MM
POLIETILENO L 6-9CD

42-5114-005-16, 42511400516 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM
POLIETILENO L 6-9CD

42-5114-005-18, 42511400518 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM

POLIETILENO L 6-9CD

42-5114-005-20, 42511400520 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM
POLIETILENO L 6-9CD

42-5114-006-10, 42511400610 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 10MM
POLIETILENO L 3-5EF

42-5114-006-11, 42511400611 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 11MM
POLIETILENO L 3-5EF

42-5114-006-12, 42511400612 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 12MM
POLIETILENO L 3-5EF

42-5114-006-13, 42511400613 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 13MM
POLIETILENO L 3-5EF

42-5114-006-14, 42511400614 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 14MM
POLIETILENO L 3-5EF

42-5114-006-16, 42511400616 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM
POLIETILENO L 3-5EF

42-5114-006-18, 42511400618 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM
POLIETILENO L 3-5EF

42-5114-006-20, 42511400620 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM
POLIETILENO L 3-5EF

42-5114-007-10, 42511400710 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 10MM
POLIETILENO L 6-9EF

42-5114-007-11, 42511400711 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 11MM
POLIETILENO L 6-9EF

42-5114-007-12, 42511400712 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 12MM
POLIETILENO L 6-9EF

42-5114-007-13, 42511400713 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 13MM
POLIETILENO L 6-9EF

42-5114-007-14, 42511400714 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 14MM
POLIETILENO L 6-9EF

42-5114-007-16, 42511400716 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM
POLIETILENO L 6-9EF

42-5114-007-18, 42511400718 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM
POLIETILENO L 6-9EF

42-5114-007-20, 42511400720 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM
POLIETILENO L 6-9EF

42-5114-008-10, 42511400810 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 10MM
POLIETILENO L 10-11 EF

42-5114-008-11, 42511400811 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 11MM
POLIETILENO L 10-11 EF

42-5114-008-12, 42511400812 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 12MM
POLIETILENO L 10-11 EF

42-5114-008-13, 42511400813 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 13MM
POLIETILENO L 10-11 EF

42-5114-008-14, 42511400814 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 14MM
POLIETILENO L 10-11 EF

42-5114-008-16, 42511400816 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM

POLIETILENO L 10-11 EF

42-5114-008-18, 42511400818 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM

POLIETILENO L 10-11 EF

42-5114-008-20, 42511400820 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM

POLIETILENO L 10-11 EF

42-5114-009-10, 42511400910 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 10MM

POLIETILENO L 6-9GH

42-5114-009-11, 42511400911 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 11MM

POLIETILENO L 6-9GH

42-5114-009-12, 42511400912 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 12MM

POLIETILENO L 6-9GH

42-5114-009-13, 42511400913 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 13MM

POLIETILENO L 6-9GH

42-5114-009-14, 42511400914 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 14MM

POLIETILENO L 6-9GH

42-5114-009-16, 42511400916 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM

POLIETILENO L 6-9GH

42-5114-009-18, 42511400918 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM

POLIETILENO L 6-9GH

42-5114-009-20, 42511400920 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM

POLIETILENO L 6-9GH

42-5114-010-10, 42511401010 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 10MM

POLIETILENO L 10-12 GH

42-5114-010-11, 42511401011 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 11MM

POLIETILENO L 10-12 GH

42-5114-010-12, 42511401012 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 12MM

POLIETILENO L 10-12 GH

42-5114-010-13, 42511401013 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 13MM

POLIETILENO L 10-12 GH

42-5114-010-14, 42511401014 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 14MM

POLIETILENO L 10-12 GH

42-5114-010-16, 42511401016 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM

POLIETILENO L 10-12 GH

42-5114-010-18, 42511401018 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM

POLIETILENO L 10-12 GH

42-5114-010-20, 42511401020 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM

POLIETILENO L 10-12 GH

42-5114-011-10, 42511401110 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 10MM

POLIETILENO L 10-12 J

42-5114-011-11, 42511401111 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 11MM

POLIETILENO L 10-12 J

42-5114-011-12, 42511401112 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 12MM

POLIETILENO L 10-12 J

42-5114-011-13, 42511401114 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 13MM

POLIETILENO L 10-12 J

42-5114-011-14, 42511401114 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 14MM

POLIETILENO L 10-12 J

42-5114-011-16, 42511401116 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM

POLIETILENO L 10-12 J

42-5114-011-18, 42511401118 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM

POLIETILENO L 10-12 J

42-5114-011-20, 42511401120 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM

POLIETILENO L 10-12 J

42-5120-001-10, 42512000110 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-11, 42512000111 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-12, 42512000112 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-13, 42512000113 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-14, 42512000114 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-16, 42512000116 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-18, 42512000118 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 1-2
AB

42-5120-002-10, 42512000210 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-11, 42512000211 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-12, 42512000212 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-13, 42512000213 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-14, 42512000214 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-16, 42512000216 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-18, 42512000218 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 3-6
AB

42-5120-003-10, 42512000310 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 1-2
CD

42-5120-003-11, 42512000311 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 1-2
CD

42-5120-003-12, 42512000312 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 1-2
CD

42-5120-003-13, 42512000313 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 1-2
CD

42-5120-003-14, 42512000314 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 1-2
CD

42-5120-003-16, 42512000316 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 1-2

CD

42-5120-003-18, 42512000318 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 1-2

CD

42-5120-004-10, 42512000410 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-11, 42512000411 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-12, 42512000412 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-13, 42512000413 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-14, 42512000414 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-16, 42512000416 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-18, 42512000418 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 3-9

CD

42-5120-005-10, 42512000510 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 3-11EF

42-5120-005-11, 42512000511 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 3-11EF

42-5120-005-12, 42512000512 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 3-11EF

42-5120-005-13, 42512000513 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 3-11EF

42-5120-005-14, 42512000514 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 3-11EF

42-5120-005-16, 42512000516 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 3-11EF

42-5120-005-18, 42512000518 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 3-11EF

42-5120-006-10, 42512000610 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 7-12GH

42-5120-005-11, 42512000511 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 3-11EF

42-5120-005-12, 42512000512 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 3-11EF

42-5120-005-14, 42512000514 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 3-11EF

42-5120-005-16, 42512000516 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 3-11EF

42-5120-005-18, 42512000518 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 3-11EF

42-5120-006-10, 42512000610 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 7-12GH

42-5120-006-11, 42512000611 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 7-

12GH

42-5120-006-12, 42512000612 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 7-12GH

42-5120-006-13, 42512000613 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 7-12GH

42-5120-006-14, 42512000614 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 7-12GH

42-5120-006-16, 42512000616 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 7-12GH

42-5120-006-18, 42512000618 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 7-12GH

42-5120-007-10, 42512000710 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 9-12J

42-5120-007-11, 42512000711 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 9-12J

42-5120-007-12, 42512000712 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 9-12J

42-5120-007-13, 42512000713 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 9-12J

42-5120-007-14, 42512000714 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 9-12J

42-5120-007-16, 42512000716 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 9-12J

42-5120-007-18, 42512000718 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 9-12J

42-5121-001-10, 42512100110 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 1-2/AB

42-5121-001-11, 42512100111 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 1-2/AB

42-5121-001-12, 42512100112 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 1-2/AB

42-5121-001-13, 42512100113 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 1-2/AB

42-5121-001-14, 42512100114 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 1-2/AB

42-5121-001-16, 42512100116 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 1-2/AB

42-5121-001-18, 42512100118 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 1-2/AB

42-5121-001-20, 42512100120 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 1-2/AB

42-5121-002-10, 42512100210 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 3-4/AB

42-5121-002-11, 42512100211 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 3-4/AB

42-5121-002-12, 42512100212 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 3-

4/AB

42-5121-002-13, 42512100213 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 3-4/AB

42-5121-002-14, 42512100214 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 3-4/AB

42-5121-002-16, 42512100216 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 3-4/AB

42-5121-002-18, 42512100218 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 3-4/AB

42-5121-002-20, 42512100220 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 3-4/AB

42-5121-003-10, 42512100310 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 4-5/CD

42-5121-003-11, 42512100311 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 4-5/CD

42-5121-003-12, 42512100312 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 4-5/CD

42-5121-003-13, 42512100313 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 4-5/CD

42-5121-003-14, 42512100314 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 4-5/CD

42-5121-003-16, 42512100316 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 4-5/CD

42-5121-003-18, 42512100318 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 4-5/CD

42-5121-003-20, 42512100320 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 4-5/CD

42-5121-004-10, 42512100410 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 6-7/CD

42-5121-004-11, 42512100411 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 6-7/CD

42-5121-004-12, 42512100412 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 6-7/CD

42-5121-004-13, 42512100413 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 6-7/CD

42-5121-004-14, 42512100414 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 6-7/CD

42-5121-004-16, 42512100416 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 6-7/CD

42-5121-004-18, 42512100418 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 6-7/CD

42-5121-004-20, 42512100420 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 6-7/CD

42-5121-005-10, 42512100510 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 8-9/CD

42-5121-005-11, 42512100511 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 8-

9/CD

42-5121-005-12, 42512100512 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 8-9/CD

42-5121-005-13, 42512100513 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 8-9/CD

42-5121-005-14, 42512100514 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 8-9/CD

42-5121-005-16, 42512100516 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 8-9/CD

42-5121-005-18, 42512100518 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 8-9/CD

42-5121-005-20, 42512100520 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 8-9/CD

42-5121-006-10, 42512100610 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 4-5/EF

42-5121-006-11, 42512100611 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 4-5/EF

42-5121-006-12, 42512100612 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 4-5/EF

42-5121-006-13, 42512100613 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 4-5/EF

42-5121-006-14, 42512100614 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 4-5/EF

42-5121-006-16, 42512100616 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 4-5/EF

42-5121-006-18, 42512100618 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 4-5/EF

42-5121-006-20, 42512100620 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 4-5/EF

42-5121-007-10, 42512100710 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 6-7/EF

42-5121-007-11, 42512100711 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 6-7/EF

42-5121-007-12, 42512100712 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 6-7/EF

42-5121-007-13, 42512100713 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 6-7/EF

42-5121-007-14, 42512100714 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 6-7/EF

42-5121-007-16, 42512100716 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 6-7/EF

42-5121-007-18, 42512100718 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 6-7/EF

42-5121-007-20, 42512100720 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 6-7/EF

42-5121-008-10, 42512100810 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 8-

11 EF

42-5121-008-11, 42512100811 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 8-11 EF

42-5121-008-12, 42512100812 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 8-11 EF

42-5121-008-13, 42512100813 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 8-11 EF

42-5121-008-14, 42512100814 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 8-11 EF

42-5121-008-16, 42512100816 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 8-11 EF

42-5121-008-18, 42512100818 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 8-11 EF

42-5121-008-20, 42512100820 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 8-11 EF

42-5121-009-10, 42512100910 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 8-11 GH

42-5121-009-11, 42512100911 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 8-11 GH

42-5121-009-12, 42512100912 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 8-11 GH

42-5121-009-13, 42512100913 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 8-11 GH

42-5121-009-14, 42512100914 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 8-11 GH

42-5121-009-16, 42512100916 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 8-11 GH

42-5121-009-18, 42512100918 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 8-11 GH

42-5121-009-20, 42512100920 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 8-11 GH

42-5121-010-10, 42512101010 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 12/GH

42-5121-010-11, 42512101011 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 12/GH

42-5121-010-12, 42512101012 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 12/GH

42-5121-010-13, 42512101013 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 12/GH

42-5121-010-14, 42512101014 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 12/GH

42-5121-010-16, 42512101016 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 12/GH

42-5121-010-18, 42512101018 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 12/GH

42-5121-010-20, 42512101020 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM

12/GH

42-5121-011-10, 42512101110 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM
12/J

42-5121-011-11, 42512101111 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM
12/J

42-5121-011-12, 42512101112 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM
12/J

42-5121-011-13, 42512101113 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM
12/J

42-5121-011-14, 42512101114 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM
12/J

42-5121-011-16, 42512101116 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM
12/J

42-5121-011-18, 42512101118 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM
12/J

42-5121-011-20, 42512101120 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM
12/J

42-5300-064-01, 42530006401 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO C IZQUIERDO

42-5300-067-01, 42530006701 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO D IZQUIERDO

42-5300-071-01, 42530007101 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO E IZQUIERDO

42-5300-075-01, 42530007501 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO F IZQUIERDO

42-5300-079-01, 42530007901 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO G IZQUIERDO

42-5300-083-01, 42530008301 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO H IZQUIERDO

42-5300-064-02, 42530006402 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO C DERECHO

42-5300-067-02, 42530006702 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO D DERECHO

42-5300-071-02, 42530007102 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO E DERECHO

42-5300-075-02, 42530007502 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO F DERECHO

42-5300-079-02, 42530007902 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO G DERECHO

42-5300-083-02, 42530008302 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO H DERECHO

42-5300-088-01, 42530008801 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO J IZQUIERDO

42-5300-088-02, 42530008802 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO J DERECHO

42-5046-050-01, 42504605001 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR
TAMAÑO 1 IZQUIERDO

42-5046-050-02, 42504605002 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR
TAMAÑO 1 DERECHO

42-5046-050-11, 42504605011 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 1
IZQUIERDO

42-5046-050-12, 42504605012 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 1
DERECHO

42-5046-054-01, 42504605401 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR
TAMAÑO 3 IZQUIERDO

42-5046-054-02, 42504605402 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR
TAMAÑO 3 DERECHO

42-5046-054-11, 42504605411 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 3
IZQUIERDO

42-5046-054-12, 42504605412 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 3

DERECHO

42-5046-058-01, 42504605801 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 5 IZQUIERDO

42-5046-058-02, 42504605802 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 5 DERECHO

42-5046-058-11, 42504605811 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 5 IZQUIERDO

42-5046-058-12, 42504605812 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 5 DERECHO

42-5046-062-01, 42504606201 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 7 IZQUIERDO

42-5046-062-02, 42504606202 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 7 DERECHO

42-5046-062-11, 42504606211 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 7 IZQUIERDO

42-5046-062-12, 42504606212 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 7 DERECHO

42-5046-066-01, 42504606601 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 9 IZQUIERDO

42-5046-066-02, 42504606602 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 9 DERECHO

42-5046-066-11, 42504606611 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 9 IZQUIERDO

42-5046-066-12, 42504606612 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 9 DERECHO

42-5046-070-01, 42504607001 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 11 IZQUIERDO

42-5046-070-02, 42504607002 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 11 DERECHO

42-5046-070-11, 42504607011 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 11 IZQUIERDO

42-5046-070-12, 42504607012 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 11 DERECHO

42-5046-078-01, 42504607801 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 13 IZQUIERDO

42-5046-078-02, 42504607802 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 13 DERECHO

42-5100-330-12, 42510033012 PERSONA REVISION KIT DE TORNILLOS DE CLIP A/B PARA SUPERFICIE ARTICULAR

42-5100-330-56, 42510033056 PERSONA REVISION KIT DE TORNILLOS DE CLIP C/F PARA SUPERFICIE ARTICULAR

42-5100-330-78, 42510033078 PERSONA REVISION KIT DE TORNILLOS DE CLIP G/H PARA SUPERFICIE ARTICULAR

42-5100-330-90, 42510033090 PERSONA REVISION KIT DE TORNILLOS DE CLIP J PARA SUPERFICIE ARTICULAR

42-5128-001-10, 42512800110 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 1-1+ AB

42-5128-006-12, 42512800612 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 3-5+ EF
42-5128-006-14, 42512800614 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 3-5+ EF
42-5128-006-16, 42512800616 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 3-5+ EF
42-5128-006-18, 42512800618 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 3-5+ EF
42-5128-006-20, 42512800620 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 3-5+ EF
42-5128-006-22, 42512800622 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 3-5+ EF
42-5128-006-24, 42512800624 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 3-5+ EF
42-5128-006-26, 42512800626 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM L 3-5+ EF
42-5128-007-10, 42512800710 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 7-9+ EF
42-5128-007-12, 42512800712 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 7-9+ EF
42-5128-007-14, 42512800714 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 7-9+ EF
42-5128-007-16, 42512800716 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 7-9+ EF
42-5128-007-18, 42512800718 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 7-9+ EF
42-5128-007-20, 42512800720 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 7-9+ EF
42-5128-007-22, 42512800722 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 7-9+ EF
42-5128-007-24, 42512800724 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 7-9+ EF
42-5128-007-26, 42512800726 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM L 7-9+ EF
42-5128-008-10, 42512800810 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 11-13
EF
42-5128-008-12, 42512800812 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 11-13
EF
42-5128-008-14, 42512800814 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 11-13
EF
42-5128-008-16, 42512800816 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 11-13
EF
42-5128-008-18, 42512800818 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 11-13
EF
42-5128-008-20, 42512800820 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 11-13
EF
42-5128-008-22, 42512800822 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 11-13
EF
42-5128-008-24, 42512800824 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 11-13
EF
42-5128-008-26, 42512800826 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM L 11-13
EF
42-5128-009-10, 42512800910 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 7-9+ GH
42-5128-009-12, 42512800912 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 7-9+ GH
42-5128-009-14, 42512800914 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 7-9+ GH
42-5128-009-16, 42512800916 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 7-9+ GH
42-5128-009-18, 42512800918 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 7-9+ GH
42-5128-009-20, 42512800920 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 7-9+ GH
42-5128-009-22, 42512800922 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 7-9+ GH
42-5128-009-24, 42512800924 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 7-9+ GH
42-5128-009-26, 42512800926 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM L 7-9+ GH
42-5128-010-10, 42512801010 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 11-13
GH

42-5128-010-12, 42512801012 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 11-13
GH

42-5128-010-14, 42512801014 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 11-13
GH

42-5128-010-16, 42512801016 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 11-13
GH

42-5128-010-18, 42512801018 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 11-13
GH

42-5128-010-20, 42512801020 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 11-13
GH

42-5128-010-22, 42512801022 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 11-13
GH

42-5128-010-24, 42512801024 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 11-13
GH

42-5128-010-26, 42512801026 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM L 11-13
GH

42-5128-011-10, 42512801110 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 11-13 J

42-5128-011-12, 42512801112 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 11-13 J

42-5128-011-14, 42512801114 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 11-13 J

42-5128-011-16, 42512801116 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 11-13 J

42-5128-011-18, 42512801118 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 11-13 J

42-5128-011-20, 42512801120 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 11-13 J

42-5128-011-22, 42512801122 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 11-13 J

42-5128-011-24, 42512801124 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 11-13 J

42-5128-011-26, 42512801126 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 11-13 J

42-5228-001-10, 42522800110 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 1-1+ AB

42-5228-001-12, 42522800112 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 1-1+ AB

42-5228-001-14, 42522800114 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM R 1-1+ AB

42-5228-001-16, 42522800116 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 1-1+ AB

42-5228-001-18, 42522800118 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 1-1+ AB

42-5228-001-20, 42522800120 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 1-1+ AB

42-5228-001-22, 42522800122 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 1-1+ AB

42-5228-001-24, 42522800124 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 1-1+ AB

42-5228-001-26, 42522800126 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 1-1+ AB

42-5228-002-10, 42522800210 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 3-5+ AB

42-5228-002-12, 42522800212 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 3-5+ AB

42-5228-002-14, 42522800214 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 140MM R 3-5+
AB

42-5228-002-16, 42522800216 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 3-5+ AB

42-5228-002-18, 42522800218 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 3-5+ AB

42-5228-002-20, 42522800220 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 3-5+ AB

42-5228-002-22, 42522800222 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 3-5+ AB

42-5228-002-24, 42522800224 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 3-5+ AB

42-5228-002-26, 42522800226 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 3-5+ AB

42-5228-003-10, 42522800310 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 1-1+ CD

42-5228-003-12, 42522800312 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 1-1+ CD

EF

42-5228-008-14, 42522800814 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM R 11-13

EF

42-5228-008-16, 42522800816 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 11-13

EF

42-5228-008-18, 42522800818 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 11-13

EF

42-5228-008-20, 42522800820 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 11-13

EF

42-5228-008-22, 42522800822 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 11-13

EF

42-5228-008-24, 42522800824 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 11-13

EF

42-5228-008-26, 42522800826 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 11-13

EF

42-5228-009-10, 42522800910 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 7-9+ GH

42-5228-009-12, 42522800912 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 7-9+ GH

42-5228-009-14, 42522800914 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM R 7-9+ GH

42-5228-009-16, 42522800916 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 7-9+ GH

42-5228-009-18, 42522800918 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 7-9+ GH

42-5228-009-20, 42522800920 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 7-9+ GH

42-5228-009-22, 42522800922 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 7-9+ GH

42-5228-009-24, 42522800924 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 7-9+ GH

42-5228-009-26, 42522800926 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 7-9+ GH

42-5228-010-10, 42522801010 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 11-13

GH

42-5228-010-12, 42522801012 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 11-13

GH

42-5228-010-14, 42522801014 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM R 11-13

GH

42-5228-010-16, 42522801016 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 11-13

GH

42-5228-010-18, 42522801018 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 11-13

GH

42-5228-010-20, 42522801020 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 11-13

GH

42-5228-010-22, 42522801022 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 11-13

GH

42-5228-010-24, 42522801024 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 11-13

GH

42-5228-010-26, 42522801026 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 11-13

GH

42-5228-011-10, 42522801110 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 11-13 J

42-5228-011-12, 42522801112 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 11-13 J

42-5228-011-14, 42522801114 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM R 11-13 J

42-5228-011-16, 42522801116 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 11-13 J

42-5228-011-18, 42522801118 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 11-13 J
42-5228-011-20, 42522801120 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 11-13 J
42-5228-011-22, 42522801122 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 11-13 J
42-5228-011-24, 42522801124 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 11-13 J
42-5228-011-26, 42522801126 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 11-13 J
42-5420-058-01, 42542005801 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
A IZQUIERDA
42-5420-058-02, 42542005802 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
A DERECHA
42-5420-061-01, 42542006101 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
B IZQUIERDA
42-5420-061-02, 42542006102 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
B DERECHA
42-5420-064-01, 42542006401 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
C IZQUIERDA
42-5420-064-02, 42542006402 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
C DERECHA
42-5420-067-01, 42542006701 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
D IZQUIERDA
42-5420-067-02, 42542006702 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
D DERECHA
42-5420-071-01, 42542007101 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
E IZQUIERDA
42-5420-071-02, 42542007102 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
E DERECHA
42-5420-075-01, 42542007501 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
F IZQUIERDA
42-5420-075-02, 42542007502 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
F DERECHA
42-5420-079-01, 42542007901 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
G IZQUIERDA
42-5420-079-02, 42542007902 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
G DERECHA
42-5420-083-01, 42542008301 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
H IZQUIERDA
42-5420-083-02, 42542008302 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
H DERECHA
42-5420-088-01, 42542008801 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
J IZQUIERDA
42-5420-088-02, 42542008802 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
J DERECHA
42-5450-005-08, 42545000508 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL CENTRAL TIBIA FIJA
42-5450-005-10, 42545000510 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL CENTRAL TAMAÑO EXTRA
CHICO
42-5450-005-11, 42545000511 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL CENTRAL TAMAÑO CHICO
42-5450-005-12, 42545000512 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL CENTRAL TAMAÑO MEDIANO

42-5450-005-13, 42545000513 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL CENTRAL TAMAÑO GRANDE
42-5450-010-11, 42545001011 PERSONA REVISION TM CONO FEMORAL CENTRAL TAMAÑO CHICO
42-5450-010-12, 42545001012 PERSONA REVISION TM CONO FEMORAL CENTRAL TAMAÑO
MEDIANO
42-5450-010-13, 42545001013 PERSONA REVISION TM CONO FEMORAL CENTRAL TAMAÑO
GRANDE
42-5450-010-14, 42545001014 PERSONA REVISION TM CONO FEMORAL CENTRAL TAMAÑO EXTRA
GRANDE
42-5450-015-10, 42545001510 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO TIBIA
FIJA IZQUIERDO
42-5450-015-11, 42545001511 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO CHICO
IZQUIERDO
42-5450-015-12, 42545001512 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO
MEDIANO IZQUIERDO
42-5450-015-13, 42545001513 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO GRANDE
IZQUIERDO
42-5450-015-20, 42545001520 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO TIBIA
FIJA DERECHO
42-5450-015-21, 42545001521 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO CHICO
DERECHO
42-5450-015-22, 42545001522 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO
MEDIANO DERECHO
42-5450-015-23, 42545001523 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO GRANDE
DERECHO
42-5450-020-11, 42545002011 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO CHICO
IZQUIERDO
42-5450-020-12, 42545002012 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO MEDIANO
IZQUIERDO
42-5450-020-13, 42545002013 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO GRANDE
IZQUIERDO
42-5450-020-14, 42545002014 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO EXTRA
GRANDE IZQUIERDO
42-5450-020-21, 42545002021 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO CHICO
DERECHO
42-5450-020-22, 42545002022 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO MEDIANO
DERECHO
42-5450-020-23, 42545002023 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO GRANDE
DERECHO
42-5450-020-24, 42545002024 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO EXTRA
GRANDE DERECHO
42-5558-011-05, 42555801105 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 5MM
42-5558-011-10, 42555801110 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 10MM
42-5558-011-15, 42555801115 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 15MM
42-5558-012-05, 42555801205 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 5MM
42-5558-012-10, 42555801210 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 10MM
42-5558-012-15, 42555801215 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 15MM

42-5558-013-05, 42555801305 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 5MM
42-5558-013-10, 42555801310 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 10MM
42-5558-013-15, 42555801315 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 15MM
42-5558-014-05, 42555801405 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 5MM
42-5558-014-10, 42555801410 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 10MM
42-5558-014-15, 42555801415 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 15MM
42-5558-031-05, 42555803105 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 5MM
42-5558-031-10, 42555803110 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 10MM
42-5558-031-15, 42555803115 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 15MM
42-5558-032-05, 42555803205 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 5MM
42-5558-032-10, 42555803210 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 10MM
42-5558-032-15, 42555803215 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 15MM
42-5558-033-05, 42555803305 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 5MM
42-5558-033-10, 42555803310 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 10MM
42-5558-033-15, 42555803315 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 15MM
42-5558-034-05, 42555803405 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 5MM
42-5558-034-10, 42555803410 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 10MM
42-5558-034-15, 42555803415 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 15MM
42-5558-051-05, 42555805105 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 5MM
42-5558-051-10, 42555805110 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 10MM
42-5558-051-15, 42555805115 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 15MM
42-5558-052-05, 42555805205 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 5MM
42-5558-052-10, 42555805210 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 10MM
42-5558-052-15, 42555805215 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 15MM
42-5558-053-05, 42555805305 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 5MM
42-5558-053-10, 42555805310 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 10MM
42-5558-053-15, 42555805315 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 15MM
42-5558-054-05, 42555805405 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 5MM
42-5558-054-10, 42555805410 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 10MM
42-5558-054-15, 42555805415 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 15MM
42-5558-071-05, 42555807105 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 5MM
42-5558-071-10, 42555807110 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 10MM
42-5558-071-15, 42555807115 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 15MM
42-5558-072-05, 42555807205 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 5MM
42-5558-072-10, 42555807210 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 10MM
42-5558-072-15, 42555807215 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 15MM
42-5558-073-05, 42555807305 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 5MM
42-5558-073-10, 42555807310 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 10MM
42-5558-073-15, 42555807315 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 15MM
42-5558-074-05, 42555807405 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 5MM
42-5558-074-10, 42555807410 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 10MM
42-5558-074-15, 42555807415 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 15MM
42-5558-091-05, 42555809105 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 5MM
42-5558-091-10, 42555809110 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 10MM
42-5558-091-15, 42555809115 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 15MM
42-5558-092-05, 42555809205 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 5MM

42-5558-092-10, 42555809210 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 10MM
42-5558-092-15, 42555809215 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 15MM
42-5558-093-05, 42555809305 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 5MM
42-5558-093-10, 42555809310 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 10MM
42-5558-093-15, 42555809315 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 15MM
42-5558-094-05, 42555809405 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 5MM
42-5558-094-10, 42555809410 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 10MM
42-5558-094-15, 42555809415 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 15MM
42-5562-011-05, 42556201105 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 5MM
42-5562-011-10, 42556201110 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 10MM
42-5562-011-15, 42556201115 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 15MM
42-5562-012-05, 42556201205 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 5MM
42-5562-012-10, 42556201210 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 10MM
42-5562-012-15, 42556201215 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 15MM
42-5562-013-05, 42556201305 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 5MM
42-5562-013-10, 42556201310 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 10MM
42-5562-013-15, 42556201315 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 15MM
42-5562-014-05, 42556201405 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 5MM
42-5562-014-10, 42556201410 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 10MM
42-5562-014-15, 42556201415 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 15MM
42-5562-031-05, 42556203105 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 5MM
42-5562-031-10, 42556203110 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 10MM
42-5562-031-15, 42556203115 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 15MM
42-5562-032-05, 42556203205 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 5MM
42-5562-032-10, 42556203210 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 10MM
42-5562-032-15, 42556203215 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 15MM
42-5562-033-05, 42556203305 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 5MM
42-5562-033-10, 42556203310 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 10MM
42-5562-033-15, 42556203315 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 15MM
42-5562-034-05, 42556203405 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 5MM
42-5562-034-10, 42556203410 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 10MM
42-5562-034-15, 42556203415 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 15MM
42-5562-051-05, 42556205105 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 5MM
42-5562-051-10, 42556205110 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 10MM
42-5562-051-15, 42556205115 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 15MM
42-5562-052-05, 42556205205 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 5MM
42-5562-052-10, 42556205210 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 10MM
42-5562-052-15, 42556205215 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 15MM
42-5562-053-05, 42556205305 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 5MM
42-5562-053-10, 42556205310 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 10MM
42-5562-053-15, 42556205315 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 15MM
42-5562-054-05, 42556205405 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 5MM
42-5562-054-10, 42556205410 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 10MM
42-5562-054-15, 42556205415 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 15MM
42-5562-071-05, 42556207105 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 5MM
42-5562-071-10, 42556207110 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 10MM

42-5562-071-15, 42556207115 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 15MM
42-5562-072-05, 42556207205 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 5MM
42-5562-072-10, 42556207210 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 10MM
42-5562-072-15, 42556207215 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 15MM
42-5562-073-05, 42556207305 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 5MM
42-5562-073-10, 42556207310 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 10MM
42-5562-073-15, 42556207315 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 15MM
42-5562-074-05, 42556207405 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 5MM
42-5562-074-10, 42556207410 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 10MM
42-5562-074-15, 42556207415 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 15MM
42-5562-091-05, 42556209105 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 5MM
42-5562-091-10, 42556209110 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 10MM
42-5562-091-15, 42556209115 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 15MM
42-5562-092-05, 42556209205 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 5MM
42-5562-092-10, 42556209210 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 10MM
42-5562-092-15, 42556209215 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 15MM
42-5562-093-05, 42556209305 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 5MM
42-5562-093-10, 42556209310 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 10MM
42-5562-093-15, 42556209315 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 15MM
42-5562-094-05, 42556209405 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 5MM
42-5562-094-10, 42556209410 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 10MM
42-5562-094-15, 42556209415 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 15MM
42-5566-050-05, 42556605005 PERSONA FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 1 5MM
42-5566-050-10, 42556605010 PERSONA FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 1 10MM
42-5566-054-05, 42556605405 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 3
5MM
42-5566-054-10, 42556605410 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 3
10MM
42-5566-058-05, 42556605805 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5
5MM
42-5566-058-10, 42556605810 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5
10MM
42-5566-058-15, 42556605815 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5
15MM
42-5566-062-05, 42556606205 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7
5MM
42-5566-062-10, 42556606210 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7
10MM
42-5566-062-15, 42556606215 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7
15MM
42-5566-066-05, 42556606605 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9
5MM
42-5566-066-10, 42556606610 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9
10MM
42-5566-066-15, 42556606615 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9
15MM

42-5566-070-05, 42556607005 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 5MM
42-5566-070-10, 42556607010 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 10MM
42-5566-070-15, 42556607015 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 15MM
42-5566-078-05, 42556607805 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 5MM
42-5566-078-10, 42556607810 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 10MM
42-5566-078-15, 42556607815 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 15MM
42-5568-050-05, 42556805005 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 1 5MM
42-5568-050-10, 42556805010 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 1 10MM
42-5568-054-05, 42556805405 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 3 5MM
42-5568-054-10, 42556805410 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 3 10MM
42-5568-058-05, 42556805805 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 5MM
42-5568-058-10, 42556805810 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 10MM
42-5568-058-15, 42556805815 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 15MM
42-5568-062-05, 42556806205 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 5MM
42-5568-062-10, 42556806210 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 10MM
42-5568-062-15, 42556806215 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 15MM
42-5568-066-05, 42556806605 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 5MM
42-5568-066-10, 42556806610 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 10MM
42-5568-066-15, 42556806615 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 15MM
42-5568-070-05, 42556807005 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 5MM
42-5568-070-10, 42556807010 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 10MM
42-5568-070-15, 42556807015 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 15MM
42-5568-078-05, 42556807805 PERSONA FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 5MM
42-5568-078-10, 42556807810 PERSONA FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 10MM
42-5568-078-15, 42556807815 PERSONA FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 15MM
42-5570-001-14, 42557000114 PERSONA RECTO HYB ST 14 X +30M
42-5572-050-05, 42557205005 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 1 5MM
42-5572-050-10, 42557205010 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 1 10MM
42-5572-054-05, 42557205405 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 3 5MM

42-5572-054-10, 42557205410 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 3 10MM
42-5572-058-05, 42557205805 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5 5MM
42-5572-058-10, 42557205810 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5 10MM
42-5572-058-15, 42557205815 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5 15MM
42-5572-062-05, 42557206205 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7 5MM
42-5572-062-10, 42557206210 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7 10MM
42-5572-062-15, 42557206215 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7 15MM
42-5572-066-05, 42557206605 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9 5MM
42-5572-066-10, 42557206610 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9 10MM
42-5572-066-15, 42557206615 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9 15MM
42-5572-070-05, 42557207005 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 5MM
42-5572-070-10, 42557207010 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 10MM
42-5572-070-15, 42557207015 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 15MM
42-5572-078-05, 42557207805 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 5MM
42-5572-078-10, 42557207810 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 10MM
42-5572-078-15, 42557207815 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 15MM
42-5574-050-05, 42557405005 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 1 5MM
42-5574-050-10, 42557405010 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 1 10MM
42-5574-054-05, 42557405405 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 3 5MM
42-5574-054-10, 42557405410 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 3 10MM
42-5574-058-05, 42557405805 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 5MM
42-5574-058-10, 42557405810 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 10MM
42-5574-058-15, 42557405815 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 15MM
42-5574-062-05, 42557406205 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 5MM
42-5574-062-10, 42557406210 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 10MM
42-5574-062-15, 42557406215 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 15MM
42-5574-066-05, 42557406605 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 5MM
42-5574-066-10, 42557406610 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 10MM
42-5574-066-15, 42557406615 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 15MM
42-5574-070-05, 42557407005 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 5MM
42-5574-070-10, 42557407010 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 10MM
42-5574-070-15, 42557407015 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 15MM
42-5574-078-05, 42557407805 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 5MM
42-5574-078-10, 42557407810 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 10MM
42-5574-078-15, 42557407815 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 15MM
42-5600-030-11, 42560003011 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO CONICO EXT 11X30MM
42-5600-075-11, 42560007511 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO CONICO EXT 11X75MM
42-5600-075-14, 42560007514 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO CONICO EXT 14X75MM
42-5600-135-10, 42560013510 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 10X135MM
42-5600-135-12, 42560013512 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 12X135MM
42-5600-135-14, 42560013514 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 14X135MM
42-5600-135-16, 42560013516 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 16X135MM
42-5600-135-18, 42560013518 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 18X135MM
42-5600-135-20, 42560013520 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 20X135MM
42-5600-135-22, 42560013522 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 22X135MM
42-5600-135-24, 42560013524 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 24X135MM

42-5600-175-10, 42560017510 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 10X175MM
42-5600-175-12, 42560017512 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 12X175MM
42-5600-175-14, 42560017514 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 14X175MM
42-5600-175-16, 42560017516 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 16X175MM
42-5600-175-18, 42560017518 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 18X175MM
42-5600-175-20, 42560017520 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 20X175MM
42-5600-175-22, 42560017522 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 22X175MM
42-5600-175-24, 42560017524 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 24X175MM
42-5601-135-10, 42560113510 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 10X135MM
42-5601-135-11, 42560113511 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 11X135MM
42-5601-135-12, 42560113512 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 12X135MM
42-5601-135-13, 42560113513 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 13X135MM
42-5601-135-14, 42560113514 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 14X135MM
42-5601-135-15, 42560113510 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 15X135MM
42-5601-135-16, 42560113516 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 16X135MM
42-5601-135-17, 42560113517 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 17X135MM
42-5601-135-18, 42560113518 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 18X135MM
42-5601-135-20, 42560113520 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 20X135MM
42-5601-135-22, 42560113522 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 22X135MM
42-5601-135-24, 42560113524 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 24X135MM
42-5601-175-10, 42560117510 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 10X175MM
42-5601-175-11, 42560117511 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 11X175MM
42-5601-175-12, 42560117512 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 12X175MM
42-5601-175-13, 42560117513 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 13X175MM
42-5601-175-14, 42560117514 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 14X175MM
42-5601-175-15, 42560117515 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 15X175MM
42-5601-175-16, 42560117516 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 16X175MM
42-5601-175-17, 42560117517 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 17X175MM
42-5601-175-18, 42560117518 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 18X175MM
42-5601-175-20, 42560117520 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 20X175MM
42-5601-175-22, 42560117522 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 22X175MM
42-5601-175-24, 42560117524 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 24X175MM
42-5603-135-10, 42560313510 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 10X135MM
42-5603-135-11, 42560313511 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 11X135MM
42-5603-135-12, 42560313512 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 12X135MM
42-5603-135-13, 42560313513 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 13X135MM
42-5603-135-14, 42560313514 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 14X135MM
42-5603-135-15, 42560313515 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 15X135MM
42-5603-135-16, 42560313516 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 16X135MM
42-5603-135-17, 42560313517 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 17X135MM
42-5603-135-18, 42560313518 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 18X135MM
42-5603-135-20, 42560313520 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 20X135MM
42-5603-135-22, 42560313522 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 22X135MM
42-5603-135-24, 42560313524 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 24X135MM
42-5603-175-10, 42560317510 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 10X175MM
42-5603-175-11, 42560317511 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 11X175MM

42-5603-175-12, 42560317512 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 12X175MM
42-5603-175-13, 42560317513 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 13X175MM
42-5603-175-14, 42560317514 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 14X175MM
42-5603-175-15, 42560317515 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 15X175MM
42-5603-175-16, 42560317516 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 16X175MM
42-5603-175-17, 42560317517 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 17X175MM
42-5603-175-18, 42560317518 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 18X175MM
42-5603-175-20, 42560317520 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 20X175MM
42-5603-175-22, 42560317522 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 22X175MM
42-5603-175-24, 42560317524 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 24X175MM
42-5606-135-10, 42560613510 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 10X135MM
42-5606-135-11, 42560613511 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 11X135MM
42-5606-135-12, 42560613512 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 12X135MM
42-5606-135-13, 42560613513 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 13X135MM
42-5606-135-14, 42560613514 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 14X135MM
42-5606-135-15, 42560613515 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 15X135MM
42-5606-135-16, 42560613516 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 16X135MM
42-5606-135-17, 42560613517 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 17X135MM
42-5606-135-18, 42560613518 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 18X135MM
42-5606-135-20, 42560613520 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 20X135MM
42-5606-135-22, 42560613522 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 22X135MM
42-5606-135-24, 42560613524 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 24X135MM
42-5606-175-10, 42560617510 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 10X175MM
42-5606-175-11, 42560617511 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 11X175MM
42-5606-175-12, 42560617512 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 12X175MM
42-5606-175-13, 42560617513 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 13X175MM
42-5606-175-14, 42560617514 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 14X175MM
42-5606-175-15, 42560617515 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 15X175MM
42-5606-175-16, 42560617516 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 16X175MM
42-5606-175-17, 42560617517 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 17X175MM
42-5606-175-18, 42560617518 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 18X175MM
42-5606-175-20, 42560617520 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 20X175MM
42-5606-175-22, 42560617522 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 22X175MM
42-5606-175-24, 42560617524 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 24X175M

Incluye instrumental y accesorios para colocación.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El sistema PERSONA de rodilla es una prótesis total, primaria o revisión de rodilla semiconstreñida que consiste en componentes diseñados anatómicamente: prótesis femoral, inserto de superficie articular, tibial, rotuliana y extensión de vástago. Los componentes del sistema pueden configurarse para utilizarse en procedimientos quirúrgicos con retención o sacrificio del ligamento cruzado posterior.

Período de vida útil: Implantes Aleación cromo-cobalto- molibdeno esterilizados por radiación gamma: 8 (ocho) a partir de la fecha de elaboración

Implantes Polietileno peso molecular ultra alto: esterilizados por radiación gamma: 10 (diez) años a partir de la fecha de elaboración.

Implantes Aleación de titanio: esterilizados por radiación gamma: 10 (diez) años a partir de la fecha de elaboración

Implantes Polietileno altamente reticulado estabilizado con vitamina E: esterilizados por óxido de etileno: 5 (cinco) años a partir de la fecha de elaboración.

Incluye instrumental y accesorios para colocación NO APLICA.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NO CORRESPONDE

Forma de presentación: Implantes se presentan por unidad.

Método de esterilización: RADIACION GAMMA U ÓXIDO DE ETILENO.

Incluye instrumental y accesorios para colocación NO APLICA.

Nombre del fabricante:

- 1) Zimmer Inc.
- 2) ZIMMER MANUFACTURING B.V.
- 3) Zimmer Orthopedic Mfg. Ltd.
- 4) Zhejiang Biomet Medical Products Co., Ltd.

Lugar de elaboración:

- 1) 1800 W Center Street Warsaw, IN 46580 ESTADOS UNIDOS
- 2) ROUTE 1, KM.123, 4, BLDG 2.TURPEAUX INDUSTRIAL PARK. MERCEDITA, PR. 00715. Estados Unidos
- 3) Building N° 2 East Park.Shannon Industrial Estate. Shannon, Clare 0000000 IRLANDA
- 4) 980 Shenli Road. Jinhua, Zhejiang 321016 CHINA

N° 1-0047-3110-008083-22-6

N° Identificador Trámite: 44536

AM

Proyecto de rótulos implantes estériles

Marca ZIMMER / BIOMET, Modelos XX

SISTEMA DE PROTESIS PARA RODILLA

Importado por: MEDICAL IMPLANTS S.A. HUMBERTO PRIMO NRO. 1868, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Fabricado por: (SEGÚN CORRESPONDA)

- 1) Zimmer Inc.
- 2) ZIMMER MANUFACTURING B.V.
- 3) Zimmer Orthopedic Mfg. Ltd.
- 4) Zhejiang Biomet Medical Products Co., Ltd.

DIRECCION

1)1800 W Center Street Warsaw, IN 46580 ESTADOS UNIDOS

2)ROUTE 1, KM.123, 4, BLDG 2.TURPEAUX INDUSTRIAL PARK. MERCEDITA, PR.
00715. Estados Unidos

3)Building Nº 2 East Park.Shannon Industrial Estate. Shannon, Clare 0000000 IRLANDA

4)980 Shenli Road. Jinhua, Zhejiang 321016 CHINA

CONTENIDO Y CANTIDAD (especificado de origen)

PRODUCTO ESTERIL, PRODUCTO DE USO UNICO, NO REUTILIZAR, NO REESTERILIZAR

LOTE (especificado de origen)

VENCIMIENTO (especificado de origen)

USO UNICO


Las instrucciones para operación, advertencias y precauciones se indican en el manual de instrucciones de uso.

METODO DE ESTERILIZACION según corresponda: radiación GAMMA u ÓXIDO DE ETILENO


Director Técnico: Arnaldo Bucchianeri M.N: 13056

Autorizado por la ANMAT PM-554-79

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias



Médico Benet
Medical Implants S.A.
Argentina



Director Técnico
Arnaldo Bucchianeri
Farmacéutico
M.N. 13056

Proyecto de rótulos instrumental

Marca ZIMMER / BIOMET, Modelos XX

SISTEMA DE PROTESIS PARA RODILLA

Importado por: MEDICAL IMPLANTS S.A. HUMBERTO PRIMO NRO. 1868, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Fabricado por: (SEGÚN CORRESPONDA)

Fabricado por: (SEGÚN CORRESPONDA)

- 1) Zimmer Inc.
- 2) ZIMMER MANUFACTURING B.V.
- 3) Zimmer Orthopedic Mfg. Ltd.
- 4) Zhejiang Biomet Medical Products Co., Ltd.

DIRECCION

1)1800 W Center Street Warsaw, IN 46580 ESTADOS UNIDOS

2)ROUTE 1, KM.123, 4, BLDG 2.TURPEAUX INDUSTRIAL PARK. MERCEDITA, PR.
00715. Estados Unidos

3)Building Nº 2 East Park.Shannon Industrial Estate. Shannon, Clare 0000000 IRLANDA

4)980 Shenli Road. Jinhua, Zhejiang 321016 CHINA

CONTENIDO Y CANTIDAD (especificado de origen)

PRODUCTO NO ESTERIL REUTILIZABLE, esterilizar antes de utilizar según recomendaciones en manual de instrucciones


LOTE (especificado de origen)

Las instrucciones para operación, advertencias y precauciones se indican en el manual de instrucciones de uso.

Director Técnico: Arnaldo Bucchianeri M.N: 13056

Autorizado por la ANMAT PM-554-79

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias



Médico Implant S.A.
Aprobado



Director Técnico
Arnaldo Bucchianeri
Farmacéutico
M.N. 13056

Sumario de manual de instrucciones de uso

Marca ZIMMER / BIOMET, Modelos XX

SISTEMA DE PROTESIS PARA RODILLA

Importado por: MEDICAL IMPLANTS S.A. HUMBERTO PRIMO NRO. 1868, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Fabricado por: (SEGÚN CORRESPONDA)

- 5) Zimmer Inc.
- 6) ZIMMER MANUFACTURING B.V.
- 7) Zimmer Orthopedic Mfg. Ltd.
- 8) Zhejiang Biomet Medical Products Co., Ltd.

DIRECCION

1)1800 W Center Street Warsaw, IN 46580 ESTADOS UNIDOS

2)ROUTE 1, KM.123, 4, BLDG 2.TURPEAUX INDUSTRIAL PARK. MERCEDITA, PR.

00715. Estados Unidos

3)Building Nº 2 East Park.Shannon Industrial Estate. Shannon, Clare 0000000 IRLANDA

4)980 Shenli Road. Jinhua, Zhejiang 321016 CHINA

CONTENIDO Y CANTIDAD (especificado de origen)

**PRODUCTO ESTERIL, PRODUCTO DE USO UNICO, NO REUTILIZAR, NO REESTERILIZAR
USO UNICO**

Las instrucciones para operación, advertencias y precauciones se indican en el manual de instrucciones de uso.

METODO DE ESTERILIZACION según corresponda: radiación GAMMA u ÓXIDO DE ETILENO

Director Técnico: Arnaldo Bucchianeri M.N: 13056


Autorizado por la ANMAT PM-554-79

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias


Zimmer Biomet fabrica una variedad de prótesis de sustitución de la articulación de la rodilla diseñada para aplicaciones cementadas y no cementadas sobre hueso. Los componentes de sustitución de la rodilla incluyen los componentes del fémur, la tibia y la rótula.

Los componentes están disponibles en diversos tipos y tamaños y han sido diseñados tanto para aplicaciones primarias como de revisión.

El sistema ofrece una variedad de opciones de componentes para el tratamiento de pacientes que requieran reemplazo de femoral proximal, femoral distal, fémur total o



Médico Biomet
Medical Implants S.A.
Aprobado



Director Técnico
Arnaldo Bucchianeri
Farmacéutico
M.N. 13056

tibial proximal, así como una nueva cobertura de componentes para la tibia proximal y el fémur distal.

Detalles PERSONA PRIMARIA:

Descripciones de los componentes


- **Componentes femorales:** los componentes femorales no porosos se fabrican con la aleación de cobalto-cromo-molibdeno *Zimaloy*[®]. Los componentes femorales porosos están hechos de aleación de cobalto-cromo-molibdeno *Zimaloy*, titanio y de material *Trabecular Metal*[™]. Los diseños con retención de cruzado (CR) y estabilización posterior (PS) están disponibles en las configuraciones izquierda y derecha con incrementos de tamaño anterior/posterior de 2 mm hasta el tamaño 11. El componente femoral PS, cuando se utiliza con un componente de superficie articular PS, y el componente femoral CR, cuando se utiliza con un componente de superficie articular CR o *Medial Congruent*[®] (MC), están diseñados para alcanzar una flexión activa máxima de 155°. El componente femoral CR, cuando se utiliza con una superficie articular ultracongruente (UC), puede conseguir una flexión activa máxima de 145°. El componente femoral PS, cuando se utiliza con una superficie articular constreñida posterior estabilizada (CPS) puede conseguir una flexión activa máxima de 135°. Los componentes femorales etiquetados como "Narrow" (estrechos) tienen una relación de aspecto M/L menor que el fémur de tamaño correspondiente etiquetado como "Standard" (estándar).
- **Componentes de superficie articular:** hechos de polietileno de peso molecular ultraalto (UHMWPE) o polietileno altamente reticulado estabilizado con vitamina E (VEHXPE). Los diseños CR, UC, MC, PS y CPS están disponibles en configuraciones derecha e izquierda con múltiples tamaños y grosores mediales/laterales.
- **Componentes tibiales** – hechos de aleación de Ti-6Al-4V *Tivanium*[®]. Los componentes tibiales porosos están hechos de aleación de Ti-6Al-4V *Tivanium* y material *Trabecular Metal*. El componente tibial asimétrico está disponible en configuraciones derecha e izquierda con múltiples tamaños mediales/laterales.
- **Componentes rotulianos:** se fabrican con polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE) o polietileno altamente reticulado estabilizado con vitamina E (VEHXPE) y están disponibles en varios tamaños.
- **Extensiones de vástago:** fabricadas con la aleación Ti-6Al-4V *Tivanium*, e integran una punta cónica de acoplamiento para conectar los componentes del sistema *Persona*.

Configuraciones del sistema

- **Fémur CR (retención de cruzado)** – Para utilizar con una superficie articular con CR cuando existe un ligamento cruzado posterior funcional. Para utilizar con una superficie articular UC cuando se han extirpado los dos ligamentos cruzados. Para utilizar con una superficie articular MC, ya sea cuando haya un ligamento cruzado posterior funcional o cuando se hayan extirpado los dos ligamentos cruzados.
- **Fémur PS (estabilización posterior)** – Para utilizar con una superficie articular PS cuando se han extirpado los dos ligamentos cruzados. Para utilizar con una superficie CPS cuando se han extirpado los dos ligamentos cruzados, se necesita una mayor restricción en varo/valgo y no se necesitan vástagos ni aumentos.
- Cuando se necesita una mayor restricción en varo/valgo y se necesitan vástagos o aumentos, el cirujano debe considerar un sistema de implante de revisión.
- Existen componentes de extensión de vástago opcionales de *Persona* para el acoplamiento al platillo tibial si se requiere soporte de platillo tibial adicional.



Celisano Biomet
Medical Implants S.A.
Asolo Veneto



Director Médico
Arnaldo Buccichianeri
Farmacéutico
n. 12. 10993

En caso de utilizar un abordaje de alineación mecánica, este dispositivo está indicado para pacientes con dolor intenso y discapacidad de la rodilla a causa de:

- Artritis reumatoide, artrosis, artritis traumática, poliartritis.
- Trastornos del tejido conjuntivo o necrosis avascular del cóndilo femoral.
- Pérdida postraumática de la configuración articular, especialmente cuando existe erosión femorrotuliana, disfunción o patelectomía previa.
- Deformidades moderadas en valgo, varo o flexión.
- El rescate de intentos quirúrgicos previos fracasados o de una rodilla de la que no puede obtenerse una estabilidad satisfactoria en flexión en el momento de la cirugía.


En caso de usar un abordaje de alineación cinética*, este dispositivo está indicado para pacientes con dolor intenso y discapacidad de la rodilla a causa de:

- Artritis reumatoide, artrosis, artritis traumática, poliartritis.
- Trastornos del tejido conjuntivo o necrosis avascular del cóndilo femoral.
- Deformidades moderadas en valgo, varo o flexión.

Detalles PERSONA REVISION:



Gianni Bernini
Medicae Implants S.A.
Apprendo



Annalisa Bucciantoni
Farmaceutico
*** 10/05

Descripciones de los componentes

- **Componentes femorales:** los componentes femorales Persona Revision están fabricados de aleación de cobalto-cromo-molibdeno Zimaloy® y están disponibles en configuraciones izquierda y derecha con opciones estándar y Plus. Están disponibles en tamaños impares que van del 1 al 13 en incrementos de tamaño anterior/posterior de 4 mm. Los componentes femorales Plus proporcionan 3 mm adicionales de offset condilar posterior, lo que ofrece un mayor nivel de relleno para flexión en comparación con los componentes femorales estándar correspondientes. Los componentes femorales Persona Revision se pueden utilizar con las superficies articulares de rodilla condilar restringida (CCK) Persona Revision, posterior estabilizada restringida (CPS) Persona o posterior estabilizada Persona (PS), y con las rótulas Persona y NexGen®.
- **Componentes de superficie articular:** las superficies articulares CCK Persona Revision están fabricadas de polietileno altamente reticulado estabilizado con vitamina E (VEHXPE), y están disponibles en configuraciones izquierda y derecha con varios tamaños, en función de los tamaños del componente femoral compatible y de la base tibial. Las superficies articulares tienen un tornillo de bloqueo y un inserto de aleación Ti-6Al-4V Tivanium®, y están disponibles en una gama de grosores de 10 mm a 26 mm en incrementos de 2 mm. Son compatibles con las bases tibiales de 5° Revision fija y Persona.
- **Bases tibiales fijas Revision:** las bases tibiales fijas Persona Revision están fabricadas de aleación Ti-6Al-4V Tivanium, son asimétricas, y están disponibles en configuraciones izquierda y derecha en tamaño de la A a la J. Las bases tibiales fijas Revision son compatibles con los conos tibiales.
- **Extensiones de vástago:** las extensiones de vástago Persona Revision están fabricadas de aleación Ti-6Al-4V Tivanium. Están disponibles en configuraciones cónicas, lisas y nervadas, y son compatibles con los componentes femorales Revision y las bases tibiales fijas Revision. Las extensiones de vástago cónicas están disponibles en configuraciones rectas de +30 mm y +75 mm, en diámetros de 11 mm y 14 mm. Las extensiones de vástago cónicas de +30 mm con diámetro de 14 mm son además compatibles con la base tibial de 5° Persona. Las extensiones de vástago lisas están disponibles en configuraciones rectas de +135 mm y +175 mm, en diámetros de 10 mm a 24 mm en incrementos de 2 mm. Las extensiones de vástago nervadas están disponibles en configuraciones rectas de +135 mm y +175 mm, con offset de 3 mm y de 6 mm, en diámetros de 10 mm a 18 mm en incrementos de 1 mm y en diámetros de 20 mm a 24 mm en incrementos de 2 mm.

- Aumentos femorales y tibiales: los aumentos femorales y tibiales están disponibles en configuraciones porosas (Trabecular Metal™) y no porosas (aleación Ti-6Al-4V Tivanium). Los aumentos tibiales son compatibles, mediante tornillo o fijación con cemento, con las bases tibiales fijas Revision. Son asimétricos y están disponibles en configuraciones mediales y laterales con grosores de 5 mm, 10 mm y 15 mm, en tamaños que se corresponden con las bases tibiales. Los aumentos mediales y laterales se pueden utilizar individual o simultáneamente. Los aumentos femorales son compatibles, mediante tornillo o fijación con cemento, con los componentes femorales. Son asimétricos y están disponibles en configuraciones posteriores y distales con grosores de 5 mm y 10 mm para componentes femorales de tamaño 1 a 3+, y con grosores de 5 mm, 10 mm y 15 mm para componentes femorales de tamaño 5 a 13. Los aumentos posteriores y distales se pueden utilizar individual o simultáneamente.
- Conos femorales y tibiales: los conos femorales Persona Revision están fabricados de material Trabecular Metal, están disponibles en configuraciones centrales y metafisarias, y son compatibles con los componentes femorales. Los conos femorales centrales están disponibles en tamaños que van del pequeño al extragrande, y se pueden orientar a izquierda y derecha. Los conos femorales metafisarios están disponibles en configuraciones izquierdas y derechas, en tamaños que van del pequeño al extragrande. Los conos tibiales Persona Revision están disponibles en configuraciones centrales y perimetrales, y son compatibles con las bases tibiales fijas Revision. Los conos tibiales centrales están disponibles en tamaños que van del extrapequeño al grande, junto con un cono adicional específico para la base tibial fija Revision. Los conos tibiales perimetrales están disponibles en configuraciones izquierda y derecha, en tamaños que van del pequeño al grande, junto con un cono adicional específico para la base tibial fija Revision.

Este dispositivo está indicado para pacientes con dolor intenso y discapacidad de la rodilla por:

- Artritis reumatoide, artrosis, artritis traumática, poliartritis.
- Trastornos del tejido conjuntivo y/o necrosis avascular del cóndilo femoral.
- Pérdida postraumática de la configuración articular, especialmente cuando existen erosión o disfunción femororrotulianas, o patelectomía previa.
- Deformidades moderadas en valgo, varo o flexión.
- El rescate de intentos quirúrgicos previos fracasados o de una rodilla de la que no pueda obtenerse una estabilidad satisfactoria en flexión en el momento de la cirugía.

Los componentes porosos pueden utilizarse con cemento o sin cemento (fijación biológica). Los aumentos se pueden fijar mediante cemento óseo o atornillarse a las bases tibiales y/o componentes femorales. Los componentes de extensión de vástago nervados están diseñados para utilizarse mediante "press-fit" (sin cemento). Todos los demás componentes femorales y componentes de base tibial, extensión de vástago y aumento femoral y tibial están diseñados para utilizarse solamente con cemento.


- Instrumental:

Acero inoxidable quirúrgico, se entrega no estéril.

Nota: Revestimiento poroso de superficie = Aleación de titanio aplicación spray-plasma.



Galvani Benet
Medical Implants S.A.
Apparato



Annalisa Bucciantoni
Farmacista
n. 12. 10993

El sistema de rodilla personalizado es una prótesis total, primaria o revisión de rodilla semiconstreñida que consiste en componentes diseñados anatómicamente: prótesis femoral, inserto de superficie articular, tibial, rotuliana y extensión de vástago. Los componentes del sistema pueden configurarse para utilizarse en procedimientos quirúrgicos con retención o sacrificio del ligamento cruzado posterior.

CONTRAINDICACIONES


- Este dispositivo está contraindicado en los siguientes casos:
 - Antecedentes de infección en la articulación afectada u otra infección local/sistémica que pueda alterar la prótesis articular.
 - Reserva ósea insuficiente en las superficies femorales o tibiales.
 - Inmadurez ósea.
 - Artropatía neuropática.
 - Osteoporosis o pérdida de musculatura o enfermedad neuromuscular que afecta la extremidad afectada.
 - Una artrodesis estable indolora en una posición funcional satisfactoria.
 - Inestabilidad grave secundaria a la ausencia de integridad de los ligamentos colaterales.
- La artroplastia total de rodilla está contraindicada en pacientes que tienen artritis reumatoide (AR) acompañada de una úlcera cutánea o antecedentes de afectación recurrente de la piel, porque el riesgo de infección postoperatoria es mayor. Los pacientes con AR que toman esteroides también pueden tener un mayor riesgo de infección. Se han descrito infecciones tardías en pacientes con AR más de 24 meses después de la intervención.
- La técnica quirúrgica de alineación cinética está contraindicada en pacientes con una deformidad del valgo superior a 5° e insuficiencia del LCM.

ADVERTENCIAS

- Este dispositivo es para un solo uso, no reutilizar. La reutilización de un dispositivo de un solo uso que ha estado en contacto con sangre, hueso, tejido u otros líquidos corporales puede causar una lesión en el paciente o el usuario. Los posibles riesgos asociados a la reutilización de un dispositivo de un solo uso incluyen, entre otros, un fallo mecánico y la transmisión de agentes infecciosos.
- No reinsertar un implante de superficie articular, un componente poroso o un implante de componentes rotulianos que hayan sido insertados previamente. Pueden existir defectos no detectables visualmente que podrían reducir la vida útil del implante.
- No utilizar sin cemento óseo si la calidad ósea es mala o no puede ofrecer una buena fijación inicial.
- Si no se cementa, debe limitarse la actividad del paciente y evitar posiciones extremas que provoquen tensión en la rodilla durante las primeras 12 semanas del postoperatorio.
- Tener cuidado al manipular y almacenar los componentes del implante. No utilice ningún componente que esté dañado o que se dañe durante el proceso de configuración o inserción. Cortar, doblar, hacer muescas o arañar las superficies de los componentes puede reducir significativamente la fuerza, la resistencia a la fatiga y/o las características de desgaste del sistema de implante.
- El tamaño de los componentes del sistema *Persona* se determina al relacionar los tamaños, estilos y orientaciones de los componentes femorales y tibiales de la etiqueta del producto con la información de la etiqueta del componente de la superficie articular o los cuadros de compatibilidades de los productos incluidos en el prospecto y en el manual de técnica quirúrgica. Una relación errónea podría producir un mal contacto de la superficie y provocar dolor, disminuir la resistencia al desgaste, producir inestabilidad del implante o reducir la vida útil del implante.
- No utilizar componentes femorales CR *Persona* con componentes de superficie articular PS o CPS *Persona*. No utilizar componentes femorales PS *Persona* con componentes de superficie articular CR, UC o MC *Persona*. No se han diseñado para ser compatibles.
- Los componentes de la superficie articular CPS *Persona* solo se pueden utilizar con componentes tibiales y femorales no porosos cementados.
- No utilizar componentes o instrumentos de otros sistemas de rodilla, salvo que estén claramente indicados para dicho uso. Puede producirse un desgaste prematuro, aflojamiento o fractura del implante y requerir la explantación quirúrgica.



Cignani Benet
Medical Implants S.A.
Apparato



Annalisa Buccianeri
Farmacista
11/11/2013

- Una mala alineación o un desequilibrio de tejidos blandos puede producir condiciones de estrés anormales, que pueden reducir la vida útil del implante. Consulte el manual de técnica quirúrgica para obtener información específica del posicionamiento del sistema de implante.
- Durante la revisión de una rodilla unicondílea o una articulación femororrotuliana de recambio con un implante femoral poroso, habrá que usar cemento para rellenar los huecos que aparecen en el hueso.
- Antes de cerrar, debe limpiarse a fondo el sitio quirúrgico para eliminar esquirlas óseas, cemento óseo y otros residuos. Las partículas extrañas en la superficie articular pueden causar un desgaste excesivo.
- El riesgo de embolia grasa aumenta con los instrumentos intramedulares o la presurización del cemento. Se debe considerar liberar la presión del fémur o la tibia.
- Con cirugía de rodilla bilateral simultánea, se deben liberar los torniquetes de las piernas con diez minutos de diferencia para reducir el daño pulmonar que se pueda producir.
- No utilizar rótulas de 26 mm de tamaño con componentes femorales CR o PS *Persona* de cualquier tamaño, salvo que se utilicen en un modo inset (encajado). No utilizar rótulas de 29 o 32 mm de tamaño con componentes femorales CR o PS *Persona* de tamaño 10, 11 o 12, salvo que se utilicen en un modo inset (encajado). Podría producirse un desgaste excesivo. Consulte el cuadro de compatibilidades respecto a todos los requisitos de encajado.
- No utilizar componentes rotulianos *Persona* con componentes microfemorales CR *NexGen* ni componentes femorales CRA/CR-Flex de tamaño B *NexGen*.
- Cuando se usa la técnica quirúrgica de alineación cinética:
 - No utilice una extensión de vástago con un componente tibial *Persona*.
 - Si la guía de corte 4-en-1 se ha inclinado en la posición distal con el fin de practicar una resección mayor del extremo distal del fémur, no utilice un componente femoral con revestimiento poroso; utilice un componente femoral con cemento y rellene el hueco entre el implante y el extremo distal del fémur con cemento.
 - En pacientes con antecedentes de inestabilidad rotuliana atraumática, plantéese utilizar otras opciones distintas de la técnica quirúrgica de alineación cinética.
 - Para mitigar la incidencia de inestabilidad rotuliana postoperatoria, valore intraoperatoriamente el seguimiento rotuliano. Si hay un seguimiento insuficiente de la rótula, libere el retináculo lateral. Si esto no corrige el problema, rote externamente el componente tibial.

PRECAUCIONES


- Evite hacer muescas, arañar o golpear el dispositivo.
- Utilice solo instrumentos y provisionales diseñados específicamente para el uso con el sistema de rodilla *Persona* para ayudar a garantizar la implantación quirúrgica exacta, el equilibrio de tejidos blandos y la evaluación de la función de la rodilla.
- La posibilidad de sepsis profunda se puede minimizar mediante el uso de controles de biocontaminación. Se debe realizar un seguimiento continuado de las fuentes nuevas o recurrentes de infección mientras el dispositivo esté colocado.

EFECTOS ADVERSOS

- Desgaste de la superficie articular de polietileno
- Resorción ósea progresiva (osteólisis) por reacción de cuerpo extraño a restos del desgaste
- Aflojamiento de los componentes protésicos de la rodilla
- Fractura/daño de los componentes protésicos de la rodilla
- Compresión o daño de tejidos blandos
- Dislocación o inestabilidad de la articulación
- Mala alineación de los componentes protésicos de la rodilla
- Fractura ósea
- Daños a los nervios
- Hinchazón



Celisio Benet
Medical Implants S.A.
Agrupada



Annalisa Bucciantoni
Farmacista
11/11/1973

- Infección
- Discrepancias en la longitud de las piernas
- Poca amplitud de movimiento
- Cicatrización de la herida retardada
- Neuropatías temporales o permanentes
- Dolor
- Trastornos cardiovasculares como trombosis venosa, embolia pulmonar o infarto de miocardio
- Reacciones histológicas que producen inflamación
- Sensibilidad a los metales
- Corrosión de los componentes metálicos (el significado y las implicaciones a largo plazo son inciertos y se esperan más evaluaciones y pruebas médicas).

ACCESORIOS e INSTRUMENTAL

Cada sistema de implante dispone de los correspondientes instrumentos que facilitan la colocación correcta de los dispositivos.

Utilice siempre el destornillador diseñado específicamente para cada tipo de tornillo a fin de lograr la conexión adecuada entre el tornillo y el destornillador. Si el destornillador y la cabeza del tornillo no se alinean o no encajan correctamente, aumentará el riesgo de deterioro del implante o del destornillador. La aplicación de una presión excesiva puede romper el tornillo.

Se han registrado casos de fracturas o roturas de instrumentos quirúrgicos durante una intervención. De hecho, todo instrumental quirúrgico está sujeto al desgaste con el uso. Aquellos utilizados con mucha frecuencia o con fuerza excesiva pueden romperse fácilmente.

Zimmer Biomet recomienda verificar periódicamente que todo instrumental quirúrgico no presente ninguna señal de desgaste o deformación.

Todo instrumental quirúrgico sólo debe utilizarse para cumplir con la función para la que fue diseñado. La utilización de instrumental fabricado por otra empresa conlleva un riesgo incalculable tanto para el implante como para el instrumento. Esto supone un peligro potencial tanto para el paciente, el usuario o cualquier otra persona.

MOLDES ESPACIADORES DE RODILLA: Moldes espaciadores de rodilla para casos de revisiones sépticas. El espaciador garantiza la mayor área de contacto de la zona

afectada con el antibiótico, manteniendo el espacio original de la prótesis y evitando la contracción de las partes blandas adyacentes a la articulación afectada.

ESTERILIDAD

Estos dispositivos se esterilizan por radiación gamma u óxido de etileno y llevan el símbolo o en la etiqueta basado en los métodos de esterilización. Estos dispositivos permanecerán estériles mientras el envase permanezca intacto. Inspeccionar cada paquete antes de su uso y no utilizar el componente si algún precinto o cavidad están dañados o rasgados, o si ya ha pasado la fecha de caducidad. Una vez abierto, el componente se debe utilizar o desechar.

No deben volverse a esterilizar. No utilice ningún componente que se encuentre en un envase abierto o dañado. No utilice los implantes después de la fecha de caducidad. No utilice ningún componente que se encuentre en un envase abierto o dañado.

DESCONTAMINACIÓN, LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN de PRODUCTOS NO ESTERILES REUTILIZABLES (INSTRUMENTAL):

Después de su utilización, el usuario debe descontaminar, limpiar y esterilizar correctamente los instrumentos. Estos tratamientos se practican a continuación teniendo en cuenta la siguiente información:


- Los dispositivos se sumergen en un producto des-contaminante, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante del producto. Todas las superficies, sobre todo las cavidades y las zonas de acceso más difícil, deben estar en contacto con la solución.
- A fin de facilitar la limpieza, puede utilizar también papel tisú suave, sin pelusa, o brochas suaves de plástico, con un producto de limpieza no abrasivo, y con agua templada. No deben utilizarse brochas metálicas.
- Después de un aclarado con abundante agua desionizada, se procede a la limpieza, preferentemente a máquina, de cada pieza, respetando las instrucciones del fabricante del producto de limpieza. A continuación, es necesario un aclarado abundante de las piezas a fin de eliminar todos los residuos de limpieza. A fin de

evitar las manchas de agua, se recomienda usar, en el primer aclarado, agua destilada o desmineralizada.

- En el transcurso de estos tratamientos, debe vigilarse que los instrumentos metálicos no estén en contacto con soluciones corrosivas. No debe haber contacto entre el acero inoxidable, los productos halogenados y con aluminio, y los productos alcalinos.
- Después, los instrumentos se secan minuciosamente, con paños suaves y bien absorbentes, o con una corriente de aire caliente o incluso aire comprimido. A continuación, los instrumentos deben eliminarse inmediatamente en recipientes a fin de evitar cualquier riesgo de nueva contaminación.
- Se aconseja esterilizarlos después en los recipientes, con vapor de agua en autoclave, siguiendo un protocolo que sea como mínimo equivalente y conforme a la legislación en vigor (por ejemplo: 134°C – 2 bar – 18 minutos).
- Inmediatamente después de su uso, los instrumentos deben descontaminarse, limpiarse y esterilizarse, respetando las instrucciones mencionadas.




Gianni Bernini
Mediplus Implantis S.A.
Apparato



Director Amelio
Amelio Buccianeri
Farmaceutico
*** 10993

SEGURIDAD Y COMPATIBILIDAD CON RESONANCIA MAGNÉTICA (RM)

Consulte el prospecto del componente del implante de rodilla para comprobar la seguridad y compatibilidad con resonancia magnética (RM). Si se utiliza un componente con el sistema *Persona* que no es apto para RM, la seguridad y compatibilidad del sistema *Persona* con RM queda invalidada.

Pruebas no clínicas han demostrado que los componentes femorales primarios, los componentes de superficie articular, los patillos tibiales y rotulianos y los sistemas de implante de rodilla porosos *Persona* son aptos para RM y pueden llevar el símbolo  en la etiqueta. Los sistemas pueden escanearse con seguridad en las siguientes condiciones:

- Campo magnético estático de 1,5 y 3,0 tesla (T)
- Campo de gradiente espacial máximo de 3000 Gauss/cm
- Para puntos de referencia por debajo del ombligo, la tasa de absorción específica (SAR) máxima promedio de cuerpo entero no debe superar 1 W/kg
- Para puntos de referencia por encima del ombligo, la tasa de absorción específica (SAR) máxima promedio de cuerpo entero no debe superar 2 W/kg
- Piernas del paciente separadas por almohadillas protectoras
- Solo en modo operativo normal

En pruebas no clínicas a 3,0 T, los materiales utilizados en los sistemas de implante de rodilla primarios y porosos *Persona* no produjeron ninguna fuerza de desplazamiento ni torsión inducida magnéticamente que provocara la migración de los dispositivos en los campos de gradiente espacial y campos estáticos identificados antes.

En pruebas no clínicas a 64 MHz (1,5 T), los sistemas de implante de rodilla primarios y porosos *Persona* produjeron un aumento de temperatura inferior a 1,0 °C, con una SAR de base local de 1 W/kg, determinado por el método de implante de referencia de RM durante 15 minutos en un modelo de bobina Signa RF de General Electric 46-258170G. La simulación informática de los campos electromagnéticos en el cuerpo durante una RM a 1,5 T produjo un aumento de temperatura estimada *in-vivo* de menos de 4,0 °C para una SAR promedio de cuerpo entero de 1 W/kg, para un punto de referencia en la región de la rodilla del paciente.


En pruebas no clínicas a 128 MHz (3,0 T), los sistemas de implante de rodilla primarios y porosos *Persona* produjeron un aumento de temperatura inferior a 1,0 °C, con una SAR de base local de 1 W/kg, determinado por el método de implante de referencia de RM durante 15 minutos en una unidad Signa HDx de General Electric. La simulación informática de los campos electromagnéticos en el cuerpo durante una RM a 3,0 T produjo un aumento de temperatura estimada *in-vivo* de menos de 5,0 °C para una SAR promedio de cuerpo entero de 1 W/kg, para un punto de referencia en la región de la rodilla del paciente.

La calidad de imagen de la RM puede afectarse si el área de interés está en la misma área o relativamente cerca de la posición del sistema de implante de rodilla. Por tanto, puede ser necesario optimizar los parámetros de RM para compensar el implante. En un modelo de fantoma se evaluaron los artefactos de imagen de implantes ortopédicos de masa y material similares a los de los sistemas de implante de rodilla primarios y porosos *Persona*. El mayor artefacto se produjo con la secuencia de gradiente eco y se extendió alrededor de 60 mm desde el dispositivo (componentes de aleación de cobalto-cromo) y 40 mm desde el dispositivo (componentes de aleación de titanio). La distorsión máxima más allá del implante para las secuencias espín eco osciló entre 20 y 30 mm. Las pruebas se realizaron en un sistema de RM Signa HDx 3,0 T de General Electric con software 15/LX/MR versión 15.0.M4.0910.a.

INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE

Las complicaciones y/o los fallos de los implantes protésicos ocurren con más frecuencia en pacientes con expectativas funcionales no realistas, en pacientes de gran peso, pacientes físicamente activos y/o en pacientes que no cumplen el programa de rehabilitación. La actividad física o el trauma pueden producir el aflojamiento, desgaste y/o fractura del implante. Debe advertirse al paciente sobre las posibilidades del implante y cómo repercutirá en sus actividades habituales. Se tienen que indicar al paciente todas las limitaciones del postoperatorio, especialmente las relacionadas con su actividad



Giovanni Bernini
Medica Implants S.A.
Apparato


Annalisa Buccichianeri
Farmaceutico
11/11/2015

profesional y deportiva, así como la posibilidad de que el implante o sus componentes puedan desgastarse, fallar o tengan que sustituirse. Es posible que el implante no dure toda la vida del paciente, ni tenga ninguna duración determinada. Como los implantes protésicos no son tan resistentes, fiables ni duraderos como los tejidos y huesos naturales y sanos, todos los dispositivos de este tipo pueden tener que sustituirse en algún momento.



Gianni Bernini
Medi55 Implants S.A.
Appenzelo



Direttore Azienda
Anita Bucchianeri
Farmaceutico
*** 10753



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: MEDICAL IMPLANTS S.A.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.05.28 10:18:22 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.05.28 10:18:23 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Certificado - Redacción libre

Número:

Referencia: 1-0047-3110-008083-22-6

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Expediente N° 1-0047-3110-008083-22-6

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que de acuerdo con lo solicitado por MEDICAL IMPLANTS S.A. ; se autoriza la inscripción en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS

PM: 554-79

Nombre descriptivo: SISTEMA DE PROTESIS PARA RODILLA

Código de identificación y nombre técnico del producto médico, (ECRI-UMDNS):
16-196 Prótesis, de Articulación, para rodilla.

Marca(s) de (los) producto(s) médico(s): ZIMMER / BIOMET

Modelos:

42-5122-001-10, 42512200110 PERSONA superficie articular femoral UC 10MM Vivacit-E izquierda 1-2 AB

42-5126-006-20, 42512600620 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 3-5 EF
42-5126-007-10, 42512600710 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-12, 42512600712 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-13, 42512600713 PERSONA superficie articular femoral MLC 13MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-14, 42512600714 PERSONA superficie articular femoral CPS 14MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-16, 42512600716 PERSONA superficie articular femoral CPS 16MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-18, 42512600718 PERSONA superficie articular femoral CPS 18MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-007-20, 42512600720 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 6-9 EF
42-5126-008-10, 42512600810 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-008-12, 42512600812 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-008-13, 42512600813 PERSONA superficie articular femoral MLC 13MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-008-14, 42512600814 PERSONA superficie articular femoral CPS 14MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-008-16, 42512600816 PERSONA superficie articular femoral CPS 16MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-008-18, 42512600818 PERSONA superficie articular femoral CPS 18MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-008-20, 42512600820 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 10-11 EF
42-5126-009-10, 42512600910 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-12, 42512600912 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-13, 42512600913 PERSONA superficie articular femoral MLC 13MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-14, 42512600914 PERSONA superficie articular femoral CPS 14MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-16, 42512600916 PERSONA superficie articular femoral CPS 16MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-18, 42512600918 PERSONA superficie articular femoral CPS 18MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-009-20, 42512600920 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 6-9 GH
42-5126-010-10, 42512601010 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM izquierda Vivacit-E 10-12 GH
42-5126-010-12, 42512601012 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM izquierda Vivacit-E 10-12 GH
42-5126-010-13, 42512601013 PERSONA superficie articular femoral MLC 13MM izquierda Vivacit-E 10-12 GH
42-5126-010-14, 42512601014 PERSONA superficie articular femoral CPS 14MM izquierda Vivacit-E 10-12 GH
42-5126-010-16, 42512601016 PERSONA superficie articular femoral CPS 16MM izquierda Vivacit-E 10-12 GH
42-5126-010-18, 42512601018 PERSONA superficie articular femoral CPS 18MM izquierda Vivacit-E 10-12 GH
42-5126-010-20, 42512601020 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 10-12 GH
42-5126-011-10, 42512601110 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-12, 42512601112 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-13, 42512601113 PERSONA superficie articular femoral MLC 13MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-14, 42512601114 PERSONA superficie articular femoral CPS 14MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-16, 42512601116 PERSONA superficie articular femoral CPS 16MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-18, 42512601118 PERSONA superficie articular femoral CPS 18MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5126-011-20, 42512601120 PERSONA superficie articular femoral CPS 20MM izquierda Vivacit-E 10-12 J
42-5210-001-10, 42521000110 PERSONA superficie articular femoral CR 10MM PLY derecha 1-2 AB
42-5210-001-11, 42521000111 PERSONA superficie articular femoral CR 11MM PLY derecha 1-2 AB

42-5224-010-16, 42522401016 PERSONA superficie articular femoral PS 16MM Vivacit-E derecha 10-12 GH
42-5224-010-18, 42522401018 PERSONA superficie articular femoral PS 18MM Vivacit-E derecha 10-12 GH
42-5224-010-20, 42522401020 PERSONA superficie articular femoral PS 20MM Vivacit-E derecha 10-12 GH
42-5224-011-10, 42522401110 PERSONA superficie articular femoral PS 10MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-11, 42522401111 PERSONA superficie articular femoral PS 11MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-12, 42522401112 PERSONA superficie articular femoral PS 12MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-13, 42522401113 PERSONA superficie articular femoral PS 13MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-14, 42522401114 PERSONA superficie articular femoral PS 14MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-16, 42522401116 PERSONA superficie articular femoral PS 16MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-18, 42522401118 PERSONA superficie articular femoral PS 18MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5224-011-20, 42522401120 PERSONA superficie articular femoral PS 20MM Vivacit-E derecha 10-12 J
42-5226-001-10, 42522600110 PERSONA superficie articular femoral CPS 10MM Vivacit-E derecha 12 AB
42-5226-001-12, 42522600112 PERSONA superficie articular femoral CPS 12MM Vivacit-E derecha 12 AB
42-5226-001-13; 42522600113 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 1-2AB
42-5226-001-14; 42522600114 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 1-2AB
42-5226-001-16; 42522600116 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 1-2AB
42-5226-001-18; 42522600118 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 1-2AB
42-5226-001-20; 42522600120 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 1-2AB
42-5226-002-10; 42522600210 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 3-5AB
42-5226-002-12; 42522600212 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 3-5AB
42-5226-002-13; 42522600213 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 3-5AB
42-5226-002-14; 42522600214 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 3-5AB
42-5226-002-16; 42522600216 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 3-5AB
42-5226-002-18; 42522600218 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 3-5AB
42-5226-002-20; 42522600220 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 3-5AB
42-5226-003-10; 42522600310 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 1-2CD
42-5226-003-12; 42522600312 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 1-2CD
42-5226-003-13; 42522600313 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 1-2CD
42-5226-003-14; 42522600314 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 1-2CD
42-5226-003-16; 42522600316 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 1-2CD
42-5226-003-18; 42522600318 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 1-2CD
42-5226-003-20; 42522600320 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 1-2CD
42-5226-004-10; 42522600410 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 3-5CD
42-5226-004-12; 42522600412 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 3-5CD
42-5226-004-13; 42522600413 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 3-5CD
42-5226-004-14; 42522600414 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 3-5CD
42-5226-004-16; 42522600416 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 3-5CD
42-5226-004-18; 42522600418 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 3-5CD
42-5226-004-20; 42522600420 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 3-5CD
42-5226-005-10; 42522600510 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 6-9CD
42-5226-005-12; 42522600512 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 6-9CD
42-5226-005-13; 42522600513 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 6-9CD
42-5226-005-14; 42522600514 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 6-9CD
42-5226-005-16; 42522600516 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 6-9CD
42-5226-005-18; 42522600518 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 6-9CD
42-5226-005-20; 42522600520 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 6-9CD

42-5226-006-10; 42522600610 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 3-5EF
42-5226-006-12; 42522600612 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 3-5EF
42-5226-006-13; 42522600613 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 3-5EF
42-5226-006-14; 42522600614 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 3-5EF
42-5226-006-16; 42522600616 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 3-5EF
42-5226-006-18; 42522600618 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 3-5EF
42-5226-006-20; 42522600620 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 3-5EF
42-5226-007-10; 42522600710 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 6-9EF
42-5226-007-12; 42522600712 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 6-9EF
42-5226-007-13; 42522600713 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 6-9EF
42-5226-007-14; 42522600714 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 6-9EF
42-5226-007-16; 42522600716 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 6-9EF
42-5226-007-18; 42522600718 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 6-9EF
42-5226-007-20; 42522600720 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 6-9EF
42-5226-008-10; 42522600810 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-12; 42522600812 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-13; 42522600813 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-14; 42522600814 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-16; 42522600816 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-18; 42522600818 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 10-11 EF
42-5226-008-20; 42522600820 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 10-11 EF
42-5226-009-10; 42522600910 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 6-9GH
42-5226-009-12; 42522600912 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 6-9GH
42-5226-009-13; 42522600913 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 6-9GH
42-5226-009-14; 42522600914 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 6-9GH
42-5226-009-16; 42522600916 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 6-9GH
42-5226-009-18; 42522600918 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 6-9GH
42-5226-009-20; 42522600920 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 6-9GH
42-5226-010-10; 42522601010 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-12; 42522601012 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-13; 42522601013 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-14; 42522601014 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-16; 42522601016 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-18; 42522601018 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 10-12 GH
42-5226-010-20; 42522601020 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 10-12 GH
42-5226-011-10; 42522601110 PERSONA ASF CPS 10mm VE R 10-12 J
42-5226-011-12; 42522601112 PERSONA ASF CPS 12mm VE R 10-12 J
42-5226-011-13; 42522601113 PERSONA ASF MLC 13mm VE R 10-12 J
42-5226-011-14; 42522601114 PERSONA ASF CPS 14mm VE R 10-12 J
42-5226-011-16; 42522601116 PERSONA ASF CPS 16mm VE R 10-12 J
42-5226-011-18; 42522601118 PERSONA ASF CPS 18mm VE R 10-12 J
42-5226-011-20; 42522601120 PERSONA ASF CPS 20mm VE R 10-12 J
42-5300-058-01; 42530005801 PERSONA TIBIA POROSA 2 ESPIGAS TAMAÑO A L
42-5300-058-02; 42530005802 PERSONA TIBIA POROSA 2 ESPIGAS TAMAÑO A R
42-5300-061-01; 42530006101 PERSONA TIBIA POROSA 2 ESPIGAS TAMAÑO B L
42-5300-061-02; 42530006102 PERSONA TIBIA POROSA 2 ESPIGAS TAMAÑO B R

42-5320-058-01; 42532005801 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO A L
42-5320-058-02; 42532005802 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO A R
42-5320-061-01; 42532006101 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO B L
42-5320-061-02; 42532006102 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO B R
42-5320-064-01; 42532006401 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO C L
42-5320-064-02; 42532006402 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO C R
42-5320-067-01; 42532006701 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO D L
42-5320-067-02; 42532006702 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO D R
42-5320-071-01; 42532007101 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO E L
42-5320-071-02; 42532007102 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO E R
42-5320-075-01; 42532007501 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO F L
42-5320-075-02; 42532007502 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO F R
42-5320-079-01; 42532007901 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO G L
42-5320-079-02; 42532007902 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO G R
42-5320-083-01; 42532008301 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO H L
42-5320-083-02; 42532008302 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO H R
42-5320-088-01; 42532008801 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO J L
42-5320-088-02; 42532008802 PERSONA VASTAGO TIBIAL 5 GRADOS TAMAÑO J R
42-5400-000-26, 42540000026 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 26MM
42-5400-000-29, 42540000029 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 29MM
42-5400-000-32, 42540000032 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 32MM
42-5400-000-35, 42540000035 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 35MM
42-5400-000-38, 42540000038 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 38MM
42-5400-000-41, 42540000041 PERSONA TODO POLIETILENO RÓTULA POLIETILENO 41MM
42-5402-000-26, 42540200026 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 26 MM DIÁMETRO
42-5402-000-29, 42540200029 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 29 MM DIÁMETRO
42-5402-000-32, 42540200032 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 32 MM DIÁMETRO
42-5402-000-35, 42540200035 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 35 MM DIÁMETRO
42-5402-000-38, 42540200038 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 38 MM DIÁMETRO
42-5402-000-41, 42540200041 RÓTULA TODO POLIETILENO VE 41 MM DIÁMETRO
42-5570-001-14, 42557000114 PERSONA VASTAGO RECTO HÍBRIDO 14 x +30M
42-5000-050-01, 42500005001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 1
IZQUIERDO
42-5000-050-02, 42500005002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 1 DERECHO
42-5000-052-01, 42500005201 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 2
IZQUIERDO
42-5000-052-02, 42500005202 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 2 DERECHO
42-5000-054-01, 42500005401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 3
IZQUIERDO
42-5000-054-02, 42500005402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 3 DERECHO
42-5000-056-01, 42500005601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 4
IZQUIERDO
42-5000-056-02, 42500005602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 4 DERECHO
42-5000-058-01, 42500005801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 5
IZQUIERDO
42-5000-058-02, 42500005802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 5 DERECHO

42-5000-060-01, 42500006001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 6 IZQUIERDO
42-5000-060-02, 42500006002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 6 DERECHO
42-5000-062-01, 42500006201 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 7 IZQUIERDO
42-5000-062-02, 42500006202 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 7 DERECHO
42-5000-064-01, 42500006401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 8 IZQUIERDO
42-5000-064-02, 42500006402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 8 DERECHO
42-5000-066-01, 42500006601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 9 IZQUIERDO
42-5000-066-02, 42500006602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 9 DERECHO
42-5000-068-01, 42500006801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 10 IZQUIERDO
42-5000-068-02, 42500006802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 10 DERECHO
42-5000-070-01, 42500007001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 11 IZQUIERDO
42-5000-070-02, 42500007002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 11 DERECHO
42-5002-050-01, 42500205001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 1 IZQUIERDO
42-5002-050-02, 42500205002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 1 DERECHO
42-5002-052-01, 42500205001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 2 IZQUIERDO
42-5002-052-02, 42500205002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 2 DERECHO
42-5002-054-01, 42500205401 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 3 IZQUIERDO
42-5002-054-02, 42500205402 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 3 DERECHO
42-5002-056-01, 42500205601 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 4 IZQUIERDO
42-5002-056-02, 42500205602 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 4 DERECHO
42-5002-058-01, 42500205801 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 5 IZQUIERDO
42-5002-058-02, 42500205802 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 5 DERECHO
42-5002-060-01, 42500206001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 6 IZQUIERDO
42-5002-060-02, 42500206002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 6 DERECHO
42-5002-062-01, 42500206201 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 7 IZQUIERDO
42-5002-062-02, 42500206202 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 7 DERECHO
42-5002-064-01, 42500206401 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 8 IZQUIERDO
42-5002-064-02, 42500206402 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 8 DERECHO
42-5002-066-01, 42500206601 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 9 IZQUIERDO
42-5002-066-02, 42500206602 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 9 DERECHO
42-5002-068-01, 42500206801 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 10 IZQUIERDO
42-5002-068-02, 42500206802 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 10 DERECHO
42-5002-070-01, 42500207001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 11 IZQUIERDO
42-5002-070-02, 42500207002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR NRW TAMAÑO 11 DERECHO
42-5006-054-01, 42500605401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 3 IZQUIERDO
42-5006-054-02, 42500605402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 3 DERECHO

42-5006-056-01, 42500605601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 IZQUIERDO
42-5006-056-02, 42500605602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 DERECHO
42-5006-058-01, 42500605801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 IZQUIERDO
42-5006-058-02, 42500605802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 DERECHO
42-5006-060-01, 42500606001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 IZQUIERDO
42-5006-060-02, 42500606002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 DERECHO
42-5006-062-01, 42500606201 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 IZQUIERDO
42-5006-062-02, 42500606202 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 DERECHO
42-5006-064-01, 42500606401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 IZQUIERDO
42-5006-064-02, 42500606402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 DERECHO
42-5006-066-01, 42500606601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 IZQUIERDO
42-5006-066-02, 42500606602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 DERECHO
42-5006-068-01, 42500606801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 IZQUIERDO
42-5006-068-02, 42500606802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 DERECHO
42-5006-070-01, 42500607001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 IZQUIERDO
42-5006-070-02, 42500607002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 DERECHO
42-5006-074-01, 42500607401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 IZQUIERDO
42-5006-074-02, 42500607402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 DERECHO
42-5008-054-01, 42500805401 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 3 IZQUIERDO
42-5008-054-02, 42500605402 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 3 DERECHO
42-5008-056-01, 42500805601 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 IZQUIERDO
42-5008-056-02, 42500805602 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 DERECHO
42-5008-058-01, 42500805801 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 IZQUIERDO
42-5008-058-02, 42500605802 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 DERECHO
42-5008-060-01, 42500806001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 IZQUIERDO
42-5008-060-02, 42500606002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 DERECHO
42-5008-062-01, 42500806201 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 IZQUIERDO
42-5008-062-02, 42500606202 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 DERECHO

42-5008-064-01, 42500806401 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 IZQUIERDO
42-5008-064-02, 42500606402 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 DERECHO
42-5008-066-01, 42500806601 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 IZQUIERDO
42-5008-066-02, 42500606602 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 DERECHO
42-5008-068-01, 42500806801 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 IZQUIERDO
42-5008-068-02, 42500606802 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 DERECHO
42-5008-070-01, 42500807001 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 IZQUIERDO
42-5008-070-02, 42500607002 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 DERECHO
42-5008-074-01, 42500807401 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 IZQUIERDO
42-5008-074-02, 42500607402 PERSONA FEMORAL PS POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 DERECHO
42-5020-050-01, 42502005001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 1 IZQUIERDO
42-5020-050-02, 42502005002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 1 DERECHO
42-5020-052-01, 42502005201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 2 IZQUIERDO
42-5020-052-02, 42502005202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 2 DERECHO
42-5020-054-01, 42502005401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 3 IZQUIERDO
42-5020-054-02, 42502005402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 3 DERECHO
42-5020-056-01, 42502005601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 4 IZQUIERDO
42-5020-056-02, 42502005602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 4 DERECHO
42-5020-058-01, 42502005801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 5 IZQUIERDO
42-5020-058-02, 42502005802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 5 DERECHO
42-5020-060-01, 42502006001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 6 IZQUIERDO
42-5020-060-02, 42502006002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 6 DERECHO
42-5020-062-01, 42502006201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 7 IZQUIERDO
42-5020-062-02, 42502006202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 7 DERECHO
42-5020-064-01, 42502006401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 8 IZQUIERDO
42-5020-064-02, 42502006402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 8 DERECHO
42-5020-066-01, 42502006601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 9 IZQUIERDO
42-5020-066-02, 42502006602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 9 DERECHO
42-5020-068-01, 42502006801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 10 IZQUIERDO
42-5020-068-02, 42502006802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 10 DERECHO
42-5020-070-01, 42502007001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 11 IZQUIERDO
42-5020-070-02, 42502007002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR NRW TAMAÑO 11 DERECHO
42-5022-050-01, 42502205001 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 1 IZQUIERDO

42-5022-050-02, 42502205002 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 1 DERECHO
42-5022-052-01, 42502205201 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 2 IZQUIERDO
42-5022-052-02, 42502205202 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 2 DERECHO
42-5022-054-01, 42502205401 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 3 IZQUIERDO
42-5022-054-02, 42502205402 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 3 DERECHO
42-5022-056-01, 42502205601 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 4 IZQUIERDO
42-5022-056-02, 42502205602 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 4 DERECHO
42-5022-058-01, 42502205801 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 5 IZQUIERDO
42-5022-058-02, 42502205802 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 5 DERECHO
42-5022-060-01, 42502206001 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 6 IZQUIERDO
42-5022-060-02, 42502206002 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 6 DERECHO
42-5022-062-01, 42502206201 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 7 IZQUIERDO
42-5022-062-02, 42502206202 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 7 DERECHO
42-5022-064-01, 42502206401 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 8 IZQUIERDO
42-5022-064-02, 42502206402 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 8 DERECHO
42-5022-066-01, 42502206601 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 9 IZQUIERDO
42-5022-066-02, 42502206602 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 9 DERECHO
42-5022-068-01, 42502206801 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 10 IZQUIERDO
42-5022-068-02, 42502206802 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 10 DERECHO
42-5022-070-01, 42502207001 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 11 IZQUIERDO
42-5022-070-02, 42502207002 PERSONA FEMORAL CR POR CCR NRW TAMAÑO 11 DERECHO
42-5026-054-01, 42502605401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 3
IZQUIERDO
42-5026-054-02, 42502605402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 3
DERECHO
42-5026-056-01, 42502605601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 4
IZQUIERDO
42-5026-056-02, 42502605602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 4
DERECHO
42-5026-058-01, 42502605801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 5
IZQUIERDO
42-5026-058-02, 42502605802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 5
DERECHO
42-5026-060-01, 42502606001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 6
IZQUIERDO
42-5026-060-02, 42502606002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 6
DERECHO
42-5026-062-01, 42502606201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 7
IZQUIERDO
42-5026-062-02, 42502606202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 7
DERECHO
42-5026-064-01, 42502606401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 8
IZQUIERDO
42-5026-064-02, 42502606402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 8
DERECHO
42-5026-066-01, 42502606601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 9

IZQUIERDO

42-5026-066-02, 42502606602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 DERECHO

42-5026-068-01, 42502606801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 IZQUIERDO

42-5026-068-02, 42502606802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 DERECHO

42-5026-070-01, 42502607001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 IZQUIERDO

42-5026-070-02, 42502607002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 DERECHO

42-5026-074-01, 42502607401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 IZQUIERDO

42-5026-074-02, 42502607402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 DERECHO

42-5028-054-01, 42502805401 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 3 IZQUIERDO

42-5028-054-02, 42502805402 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 3 DERECHO

42-5028-056-01, 42502805601 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 IZQUIERDO

42-5028-056-02, 42502805602 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 4 DERECHO

42-5028-058-01, 42502805801 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 IZQUIERDO

42-5028-058-02, 42502805802 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 5 DERECHO

42-5028-060-01, 42502806001 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 IZQUIERDO

42-5028-060-02, 42502806002 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 6 DERECHO

42-5028-062-01, 42502806201 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 IZQUIERDO

42-5028-062-02, 42502806202 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 7 DERECHO

42-5028-064-01, 42502806401 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 IZQUIERDO

42-5028-064-02, 42502806402 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 8 DERECHO

42-5028-066-01, 42502806601 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 IZQUIERDO

42-5028-066-02, 42502806602 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 9 DERECHO

42-5028-068-01, 42502806801 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 IZQUIERDO

42-5028-068-02, 42502806802 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 10 DERECHO

42-5028-070-01, 42502807001 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 IZQUIERDO

42-5028-070-02, 42502807002 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 11 DERECHO

42-5028-074-01, 42502807401 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 IZQUIERDO

42-5028-074-02, 42502807402 PERSONA FEMORAL CR POR CCR ESTANDAR TAMAÑO 12 DERECHO

42-5050-054-01, 42505005401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 3 IZQUIERDO

42-5050-058-01, 42505005801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 5 IZQUIERDO

42-5050-058-02, 42505005802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 5 DERECHO

42-5050-060-01, 42505006001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 6 IZQUIERDO

42-5050-060-02, 42505006002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 6 DERECHO

42-5050-062-01, 42505006201 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 7 IZQUIERDO

42-5050-062-02, 42505006202 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 7 DERECHO

42-5050-064-01, 42505006401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 8
IZQUIERDO

42-5050-064-02, 42505006402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 8 DERECHO

42-5050-066-01, 42505006601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 9
IZQUIERDO

42-5050-066-02, 42505006602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 9 DERECHO

42-5050-068-01, 42505006801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 10
IZQUIERDO

42-5050-068-02, 42505006802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 10 DERECHO

42-5050-070-01, 42505007001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 11
IZQUIERDO

42-5050-070-02, 42505007002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 11 DERECHO

42-5056-054-01, 42505605401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 3
IZQUIERDO

42-5056-054-02, 42505605402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 3
DERECHO

42-5056-056-01, 42505605601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 4
IZQUIERDO

42-5056-056-02, 42505605602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 4
DERECHO

42-5056-058-01, 42505605801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 5
IZQUIERDO

42-5056-058-02, 42505605802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 5
DERECHO

42-5056-060-01, 42505606001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 6
IZQUIERDO

42-5056-060-02, 42505606002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 6
DERECHO

42-5056-062-01, 42505606201 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 7
IZQUIERDO

42-5056-062-02, 42505606202 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 7
DERECHO

42-5056-064-01, 42505606401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 8
IZQUIERDO

42-5056-064-02, 42505606402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 8
DERECHO

42-5056-066-01, 42505606601 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 9
IZQUIERDO

42-5056-066-02, 42505606602 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 9
DERECHO

42-5056-068-01, 42505606801 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 10
IZQUIERDO

42-5056-068-02, 42505606802 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 10
DERECHO

42-5056-070-01, 42505607001 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 11
IZQUIERDO

42-5056-070-02, 42505607002 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 11 DERECHO

42-5056-074-01, 42505607401 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 12 IZQUIERDO

42-5056-074-02, 42505607402 PERSONA FEMORAL PS CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 12 DERECHO

42-5070-050-01, 42507005001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 1 IZQUIERDO

42-5070-050-02, 42507005002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 1 DERECHO

42-5070-052-01, 42507005201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 2 IZQUIERDO

42-5070-052-02, 42507005202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 2 DERECHO

42-5070-054-01, 42507005401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 3 IZQUIERDO

42-5070-054-02, 42507005402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 3 DERECHO

42-5070-056-01, 42507005601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 4 IZQUIERDO

42-5070-056-02, 42507005602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 4 DERECHO

42-5070-058-01, 42507005801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 5 IZQUIERDO

42-5070-058-02, 42507005802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 5 DERECHO

42-5070-060-01, 42507006001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 6 IZQUIERDO

42-5070-060-02, 42507006002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 6 DERECHO

42-5070-062-01, 42507006201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 7 IZQUIERDO

42-5070-062-02, 42507006202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 7 DERECHO

42-5070-064-01, 42507006401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 8 IZQUIERDO

42-5070-064-02, 42507006402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 8 DERECHO

42-5070-066-01, 42507006601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 9 IZQUIERDO

42-5070-066-02, 42507006602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 9 DERECHO

42-5070-068-01, 42507006801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 10 IZQUIERDO

42-5070-068-02, 42507006802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 10 DERECHO

42-5070-070-01, 42507007001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 11 IZQUIERDO

42-5070-070-02, 42507007002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV NRW TAMAÑO 11 DERECHO

42-5076-054-01, 42507605401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 3 IZQUIERDO

42-5076-054-02, 42507605402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 3 DERECHO

42-5076-056-01, 42507605601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 4

IZQUIERDO

42-5076-056-02, 42507605602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 4
DERECHO

42-5076-058-01, 42507605801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 5
IZQUIERDO

42-5076-058-02, 42507605802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 5
DERECHO

42-5076-060-01, 42507606001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 6
IZQUIERDO

42-5076-060-02, 42507606002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 6
DERECHO

42-5076-062-01, 42507606201 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 7
IZQUIERDO

42-5076-062-02, 42507606202 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 7
DERECHO

42-5076-064-01, 42507606401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 8
IZQUIERDO

42-5076-064-02, 42507606402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 8
DERECHO

42-5076-066-01, 42507606601 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 9
IZQUIERDO

42-5076-066-02, 42507606602 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 9
DERECHO

42-5076-068-01, 42507606801 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 10
IZQUIERDO

42-5076-068-02, 42507606802 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 10
DERECHO

42-5076-070-01, 42507607001 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 11
IZQUIERDO

42-5076-070-02, 42507607002 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 11
DERECHO

42-5076-074-01, 42507607401 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 12
IZQUIERDO

42-5076-074-02, 42507607402 PERSONA FEMORAL CR CEMENTADO TIV ESTANDAR TAMAÑO 12
DERECHO

42-5110-001-10, 42511000110 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM
POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-001-11, 42511000111 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM
POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-001-12, 42511000112 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM
POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-001-13, 42511000113 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM
POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-001-14, 42511000114 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM
POLIETILENO L 1-2AB

42-5110-001-16, 42511000116 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM

POLIETILENO L 1-2AB									
42-5110-001-18,	42511000118	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	18MM	
POLIETILENO L 1-2AB									
42-5110-002-10,	42511000210	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	10MM	
POLIETILENO L 3-6AB									
42-5110-002-11,	42511000211	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	11MM	
POLIETILENO L 3-6AB									
42-5110-002-12,	42511000212	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	12MM	
POLIETILENO L 3-6AB									
42-5110-002-13,	42511000213	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	13MM	
POLIETILENO L 3-6AB									
42-5110-002-14,	42511000214	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	14MM	
POLIETILENO L 3-6AB									
42-5110-002-16,	42511000216	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	16MM	
POLIETILENO L 3-6AB									
42-5110-002-18,	42511000218	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	18MM	
POLIETILENO L 3-6AB									
42-5110-003-10,	42511000310	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	10MM	
POLIETILENO L 1-2CD									
42-5110-003-11,	42511000311	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	11MM	
POLIETILENO L 1-2CD									
42-5110-003-12,	42511000312	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	12MM	
POLIETILENO L 1-2CD									
42-5110-003-13,	42511000313	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	13MM	
POLIETILENO L 1-2CD									
42-5110-003-14,	42511000314	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	14MM	
POLIETILENO L 1-2CD									
42-5110-003-16,	42511000316	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	16MM	
POLIETILENO L 1-2CD									
42-5110-003-18,	42511000318	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	18MM	
POLIETILENO L 1-2CD									
42-5110-004-10,	42511000410	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	10MM	
POLIETILENO L 3-9CD									
42-5110-004-11,	42511000411	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	11MM	
POLIETILENO L 3-9CD									
42-5110-004-12,	42511000412	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	12MM	
POLIETILENO L 3-9CD									
42-5110-004-13,	42511000413	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	13MM	
POLIETILENO L 3-9CD									
42-5110-004-14,	42511000414	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	14MM	
POLIETILENO L 3-9CD									
42-5110-004-16,	42511000416	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	16MM	
POLIETILENO L 3-9CD									
42-5110-004-18,	42511000418	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	18MM	
POLIETILENO L 3-9CD									
42-5110-005-10,	42511000510	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	10MM	

POLIETILENO L 3-11 EF									
42-5110-005-11,	42511000511	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	11MM	
POLIETILENO L 3-11 EF									
42-5110-005-12,	42511000512	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	12MM	
POLIETILENO L 3-11 EF									
42-5110-005-13,	42511000513	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	13MM	
POLIETILENO L 3-11 EF									
42-5110-005-14,	42511000514	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	14MM	
POLIETILENO L 3-11 EF									
42-5110-005-16,	42511000516	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	16MM	
POLIETILENO L 3-11 EF									
42-5110-005-18,	42511000518	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	18MM	
POLIETILENO L 3-11 EF									
42-5110-006-10,	42511000610	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	10MM	
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5110-006-11,	42511000611	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	11MM	
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5110-006-12,	42511000612	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	12MM	
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5110-006-13,	42511000613	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	13MM	
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5110-006-14,	42511000614	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	14MM	
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5110-006-16,	42511000616	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	16MM	
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5110-006-18,	42511000618	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	18MM	
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5110-007-10,	42511000710	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	10MM	
POLIETILENO L 9-12 J									
42-5110-007-11,	42511000711	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	11MM	
POLIETILENO L 9-12 J									
42-5110-007-12,	42511000712	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	12MM	
POLIETILENO L 9-12 J									
42-5110-007-13,	42511000713	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	13MM	
POLIETILENO L 9-12 J									
42-5110-007-14,	42511000714	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	14MM	
POLIETILENO L 9-12 J									
42-5110-007-16,	42511000716	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	16MM	
POLIETILENO L 9-12 J									
42-5110-007-18,	42511000718	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	CR	18MM	
POLIETILENO L 9-12 J									
42-5112-001-10,	42511200110	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	10MM	
POLIETILENO L 1-2AB									
42-5112-001-11,	42511200111	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	11MM	
POLIETILENO L 1-2AB									
42-5112-001-12,	42511200112	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	12MM	

POLIETILENO L 1-2AB	42-5112-001-13, 42511200113	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	13MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5112-001-14, 42511200114	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	14MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5112-001-16, 42511200116	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	16MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5112-001-18, 42511200118	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	18MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5112-001-20, 42511200120	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	20MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5112-002-10, 42511200210	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	10MM
POLIETILENO L 3-4AB	42-5112-002-11, 42511200211	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	11MM
POLIETILENO L 3-4AB	42-5112-002-12, 42511200212	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	12MM
POLIETILENO L 3-4AB	42-5112-002-13, 42511200213	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	13MM
POLIETILENO L 3-4AB	42-5112-002-14, 42511200214	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	14MM
POLIETILENO L 3-4AB	42-5112-002-16, 42511200216	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	16MM
POLIETILENO L 3-4AB	42-5112-002-18, 42511200218	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	18MM
POLIETILENO L 3-4AB	42-5112-002-20, 42511200220	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	20MM
POLIETILENO L 3-4AB	42-5112-003-10, 42511200310	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	10MM
POLIETILENO L 1-2CD	42-5112-003-11, 42511200311	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	11MM
POLIETILENO L 1-2CD	42-5112-003-12, 42511200312	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	12MM
POLIETILENO L 1-2CD	42-5112-003-13, 42511200313	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	13MM
POLIETILENO L 1-2CD	42-5112-003-14, 42511200314	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	14MM
POLIETILENO L 1-2CD	42-5112-003-16, 42511200316	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	16MM
POLIETILENO L 1-2CD	42-5112-003-18, 42511200318	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	18MM
POLIETILENO L 1-2CD	42-5112-003-20, 42511200320	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	20MM
POLIETILENO L 1-2CD	42-5112-004-10, 42511200410	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	10MM
POLIETILENO L 3-7CD	42-5112-004-11, 42511200411	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	11MM

POLIETILENO L 3-7CD									
42-5112-004-12, 42511200412	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	12MM		
POLIETILENO L 3-7CD									
42-5112-004-13, 42511200413	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	13MM		
POLIETILENO L 3-7CD									
42-5112-004-14, 42511200414	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	14MM		
POLIETILENO L 3-7CD									
42-5112-004-16, 42511200416	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	16MM		
POLIETILENO L 3-7CD									
42-5112-004-18, 42511200418	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	18MM		
POLIETILENO L 3-7CD									
42-5112-004-20, 42511200420	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	10MM		
POLIETILENO L 3-7CD									
42-5112-005-10, 42511200510	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	10MM		
POLIETILENO L 4-11 EF									
42-5112-005-11, 42511200511	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	11MM		
POLIETILENO L 4-11 EF									
42-5112-005-12, 42511200512	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	12MM		
POLIETILENO L 4-11 EF									
42-5112-005-13, 42511200513	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	13MM		
POLIETILENO L 4-11 EF									
42-5112-005-14, 42511200514	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	14MM		
POLIETILENO L 4-11 EF									
42-5112-005-16, 42511200516	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	16MM		
POLIETILENO L 4-11 EF									
42-5112-005-18, 42511200518	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	18MM		
POLIETILENO L 4-11 EF									
42-5112-005-20, 42511200520	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	20MM		
POLIETILENO L 4-11 EF									
42-5112-006-10, 42511200610	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	10MM		
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5112-006-11, 42511200611	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	11MM		
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5112-006-12, 42511200612	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	12MM		
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5112-006-13, 42511200613	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	13MM		
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5112-006-14, 42511200614	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	14MM		
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5112-006-16, 42511200616	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	16MM		
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5112-006-18, 42511200618	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	18MM		
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5112-006-20, 42511200620	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	20MM		
POLIETILENO L 7-12 GH									
42-5112-007-10, 42511200710	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	10MM		

POLIETILENO L 9-12 J	42-5112-007-11, 42511200711	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	11MM
POLIETILENO L 9-12 J	42-5112-007-12, 42511200712	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	12MM
POLIETILENO L 9-12 J	42-5112-007-13, 42511200713	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	13MM
POLIETILENO L 9-12 J	42-5112-007-14, 42511200714	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	14MM
POLIETILENO L 9-12 J	42-5112-007-16, 42511200716	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	16MM
POLIETILENO L 9-12 J	42-5112-007-18, 42511200718	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	18MM
POLIETILENO L 9-12 J	42-5112-007-20, 42511200720	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	UC	20MM
POLIETILENO L 9-12 J	42-5114-001-10, 42511400110	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	10MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5114-001-11, 42511400111	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	11MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5114-001-12, 42511400112	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	12MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5114-001-13, 42511400113	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	13MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5114-001-14, 42511400114	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	14MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5114-001-16, 42511400116	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	16MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5114-001-18, 42511400118	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	18MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5114-001-20, 42511400120	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	20MM
POLIETILENO L 1-2AB	42-5114-002-10, 42511400210	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	10MM
POLIETILENO L 3-5AB	42-5114-002-11, 42511400211	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	11MM
POLIETILENO L 3-5AB	42-5114-002-12, 42511400212	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	12MM
POLIETILENO L 3-5AB	42-5114-002-13, 42511400213	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	13MM
POLIETILENO L 3-5AB	42-5114-002-14, 42511400214	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	14MM
POLIETILENO L 3-5AB	42-5114-002-16, 42511400216	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	16MM
POLIETILENO L 3-5AB	42-5114-002-18, 42511400218	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	18MM
POLIETILENO L 3-5AB	42-5114-002-20, 42511400220	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	20MM

POLIETILENO L 3-5AB

42-5114-003-10,	42511400310	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	10MM
POLIETILENO L 1-2CD								
42-5114-003-11,	42511400311	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	11MM
POLIETILENO L 1-2CD								
42-5114-003-12,	42511400312	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	12MM
POLIETILENO L 1-2CD								
42-5114-003-13,	42511400313	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	13MM
POLIETILENO L 1-2CD								
42-5114-003-14,	42511400314	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	14MM
POLIETILENO L 1-2CD								
42-5114-003-16,	42511400316	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	16MM
POLIETILENO L 1-2CD								
42-5114-003-18,	42511400318	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	18MM
POLIETILENO L 1-2CD								
42-5114-003-20,	42511400320	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	20MM
POLIETILENO L 1-2CD								
42-5114-004-10,	42511400410	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	10MM
POLIETILENO L 3-5CD								
42-5114-004-11,	42511400411	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	11MM
POLIETILENO L 3-5CD								
42-5114-004-12,	42511400412	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	12MM
POLIETILENO L 3-5CD								
42-5114-004-13,	42511400413	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	13MM
POLIETILENO L 3-5CD								
42-5114-004-14,	42511400414	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	14MM
POLIETILENO L 3-5CD								
42-5114-004-16,	42511400416	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	16MM
POLIETILENO L 3-5CD								
42-5114-004-18,	42511400418	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	18MM
POLIETILENO L 3-5CD								
42-5114-004-20,	42511400420	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	20MM
POLIETILENO L 3-5CD								
42-5114-005-10,	42511400510	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	10MM
POLIETILENO L 6-9CD								
42-5114-005-11,	42511400511	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	11MM
POLIETILENO L 6-9CD								
42-5114-005-12,	42511400512	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	12MM
POLIETILENO L 6-9CD								
42-5114-005-13,	42511400513	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	13MM
POLIETILENO L 6-9CD								
42-5114-005-14,	42511400514	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	14MM
POLIETILENO L 6-9CD								
42-5114-005-16,	42511400516	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	16MM
POLIETILENO L 6-9CD								
42-5114-005-18,	42511400518	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	18MM

POLIETILENO L 6-9CD									
42-5114-005-20, 42511400520	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	20MM		
POLIETILENO L 6-9CD									
42-5114-006-10, 42511400610	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	10MM		
POLIETILENO L 3-5EF									
42-5114-006-11, 42511400611	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	11MM		
POLIETILENO L 3-5EF									
42-5114-006-12, 42511400612	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	12MM		
POLIETILENO L 3-5EF									
42-5114-006-13, 42511400613	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	13MM		
POLIETILENO L 3-5EF									
42-5114-006-14, 42511400614	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	14MM		
POLIETILENO L 3-5EF									
42-5114-006-16, 42511400616	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	16MM		
POLIETILENO L 3-5EF									
42-5114-006-18, 42511400618	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	18MM		
POLIETILENO L 3-5EF									
42-5114-006-20, 42511400620	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	20MM		
POLIETILENO L 3-5EF									
42-5114-007-10, 42511400710	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	10MM		
POLIETILENO L 6-9EF									
42-5114-007-11, 42511400711	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	11MM		
POLIETILENO L 6-9EF									
42-5114-007-12, 42511400712	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	12MM		
POLIETILENO L 6-9EF									
42-5114-007-13, 42511400713	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	13MM		
POLIETILENO L 6-9EF									
42-5114-007-14, 42511400714	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	14MM		
POLIETILENO L 6-9EF									
42-5114-007-16, 42511400716	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	16MM		
POLIETILENO L 6-9EF									
42-5114-007-18, 42511400718	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	18MM		
POLIETILENO L 6-9EF									
42-5114-007-20, 42511400720	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	20MM		
POLIETILENO L 6-9EF									
42-5114-008-10, 42511400810	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	10MM		
POLIETILENO L 10-11 EF									
42-5114-008-11, 42511400811	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	11MM		
POLIETILENO L 10-11 EF									
42-5114-008-12, 42511400812	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	12MM		
POLIETILENO L 10-11 EF									
42-5114-008-13, 42511400813	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	13MM		
POLIETILENO L 10-11 EF									
42-5114-008-14, 42511400814	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	14MM		
POLIETILENO L 10-11 EF									
42-5114-008-16, 42511400816	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	16MM		

POLIETILENO L 10-11 EF	42-5114-008-18, 42511400818	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	18MM
POLIETILENO L 10-11 EF	42-5114-008-20, 42511400820	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	20MM
POLIETILENO L 10-11 EF	42-5114-009-10, 42511400910	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	10MM
POLIETILENO L 6-9GH	42-5114-009-11, 42511400911	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	11MM
POLIETILENO L 6-9GH	42-5114-009-12, 42511400912	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	12MM
POLIETILENO L 6-9GH	42-5114-009-13, 42511400913	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	13MM
POLIETILENO L 6-9GH	42-5114-009-14, 42511400914	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	14MM
POLIETILENO L 6-9GH	42-5114-009-16, 42511400916	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	16MM
POLIETILENO L 6-9GH	42-5114-009-18, 42511400918	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	18MM
POLIETILENO L 6-9GH	42-5114-009-20, 42511400920	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	20MM
POLIETILENO L 6-9GH	42-5114-010-10, 42511401010	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	10MM
POLIETILENO L 10-12 GH	42-5114-010-11, 42511401011	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	11MM
POLIETILENO L 10-12 GH	42-5114-010-12, 42511401012	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	12MM
POLIETILENO L 10-12 GH	42-5114-010-13, 42511401013	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	13MM
POLIETILENO L 10-12 GH	42-5114-010-14, 42511401014	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	14MM
POLIETILENO L 10-12 GH	42-5114-010-16, 42511401016	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	16MM
POLIETILENO L 10-12 GH	42-5114-010-18, 42511401018	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	18MM
POLIETILENO L 10-12 GH	42-5114-010-20, 42511401020	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	20MM
POLIETILENO L 10-12 GH	42-5114-011-10, 42511401110	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	10MM
POLIETILENO L 10-12 J	42-5114-011-11, 42511401111	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	11MM
POLIETILENO L 10-12 J	42-5114-011-12, 42511401112	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	12MM
POLIETILENO L 10-12 J	42-5114-011-13, 42511401114	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	13MM
POLIETILENO L 10-12 J	42-5114-011-14, 42511401114	PERSONA	SUPERFICIE	ARTICULAR	FEMORAL	(ASF)	PS	14MM

POLIETILENO L 10-12 J

42-5114-011-16, 42511401116 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 16MM
POLIETILENO L 10-12 J

42-5114-011-18, 42511401118 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 18MM
POLIETILENO L 10-12 J

42-5114-011-20, 42511401120 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) PS 20MM
POLIETILENO L 10-12 J

42-5120-001-10, 42512000110 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-11, 42512000111 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-12, 42512000112 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-13, 42512000113 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-14, 42512000114 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-16, 42512000116 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 1-2
AB

42-5120-001-18, 42512000118 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 1-2
AB

42-5120-002-10, 42512000210 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-11, 42512000211 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-12, 42512000212 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-13, 42512000213 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-14, 42512000214 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-16, 42512000216 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 3-6
AB

42-5120-002-18, 42512000218 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 3-6
AB

42-5120-003-10, 42512000310 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 1-2
CD

42-5120-003-11, 42512000311 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 1-2
CD

42-5120-003-12, 42512000312 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 1-2
CD

42-5120-003-13, 42512000313 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 1-2
CD

42-5120-003-14, 42512000314 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 1-2
CD

42-5120-003-16, 42512000316 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 1-2

CD

42-5120-003-18, 42512000318 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 1-2

CD

42-5120-004-10, 42512000410 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-11, 42512000411 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-12, 42512000412 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-13, 42512000413 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-14, 42512000414 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-16, 42512000416 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 3-9

CD

42-5120-004-18, 42512000418 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 3-9

CD

42-5120-005-10, 42512000510 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 3-

11EF

42-5120-005-11, 42512000511 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 3-

11EF

42-5120-005-12, 42512000512 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 3-

11EF

42-5120-005-13, 42512000513 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 3-

11EF

42-5120-005-14, 42512000514 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 3-

11EF

42-5120-005-16, 42512000516 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 3-

11EF

42-5120-005-18, 42512000518 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 3-

11EF

42-5120-006-10, 42512000610 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 7-

12GH

42-5120-005-11, 42512000511 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 3-

11EF

42-5120-005-12, 42512000512 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 3-

11EF

42-5120-005-14, 42512000514 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 3-

11EF

42-5120-005-16, 42512000516 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 3-

11EF

42-5120-005-18, 42512000518 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 3-

11EF

42-5120-006-10, 42512000610 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 7-

12GH

42-5120-006-11, 42512000611 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 7-

12GH

42-5120-006-12, 42512000612 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 7-12GH

42-5120-006-13, 42512000613 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 7-12GH

42-5120-006-14, 42512000614 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 7-12GH

42-5120-006-16, 42512000616 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 7-12GH

42-5120-006-18, 42512000618 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 7-12GH

42-5120-007-10, 42512000710 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 10MM VE L 9-12J

42-5120-007-11, 42512000711 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 11MM VE L 9-12J

42-5120-007-12, 42512000712 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 12MM VE L 9-12J

42-5120-007-13, 42512000713 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 13MM VE L 9-12J

42-5120-007-14, 42512000714 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 14MM VE L 9-12J

42-5120-007-16, 42512000716 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 16MM VE L 9-12J

42-5120-007-18, 42512000718 PERSONA SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) CR 18MM VE L 9-12J

42-5121-001-10, 42512100110 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 1-2/AB

42-5121-001-11, 42512100111 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 1-2/AB

42-5121-001-12, 42512100112 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 1-2/AB

42-5121-001-13, 42512100113 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 1-2/AB

42-5121-001-14, 42512100114 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 1-2/AB

42-5121-001-16, 42512100116 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 1-2/AB

42-5121-001-18, 42512100118 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 1-2/AB

42-5121-001-20, 42512100120 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 1-2/AB

42-5121-002-10, 42512100210 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 3-4/AB

42-5121-002-11, 42512100211 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 3-4/AB

42-5121-002-12, 42512100212 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 3-

4/AB

42-5121-002-13, 42512100213 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 3-4/AB

42-5121-002-14, 42512100214 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 3-4/AB

42-5121-002-16, 42512100216 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 3-4/AB

42-5121-002-18, 42512100218 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 3-4/AB

42-5121-002-20, 42512100220 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 3-4/AB

42-5121-003-10, 42512100310 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 4-5/CD

42-5121-003-11, 42512100311 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 4-5/CD

42-5121-003-12, 42512100312 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 4-5/CD

42-5121-003-13, 42512100313 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 4-5/CD

42-5121-003-14, 42512100314 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 4-5/CD

42-5121-003-16, 42512100316 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 4-5/CD

42-5121-003-18, 42512100318 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 4-5/CD

42-5121-003-20, 42512100320 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 4-5/CD

42-5121-004-10, 42512100410 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 6-7/CD

42-5121-004-11, 42512100411 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 6-7/CD

42-5121-004-12, 42512100412 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 6-7/CD

42-5121-004-13, 42512100413 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 6-7/CD

42-5121-004-14, 42512100414 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 6-7/CD

42-5121-004-16, 42512100416 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 6-7/CD

42-5121-004-18, 42512100418 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 6-7/CD

42-5121-004-20, 42512100420 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 6-7/CD

42-5121-005-10, 42512100510 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 8-9/CD

42-5121-005-11, 42512100511 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 8-

9/CD

42-5121-005-12, 42512100512 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 8-9/CD

42-5121-005-13, 42512100513 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 8-9/CD

42-5121-005-14, 42512100514 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 8-9/CD

42-5121-005-16, 42512100516 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 8-9/CD

42-5121-005-18, 42512100518 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 8-9/CD

42-5121-005-20, 42512100520 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 8-9/CD

42-5121-006-10, 42512100610 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 4-5/EF

42-5121-006-11, 42512100611 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 4-5/EF

42-5121-006-12, 42512100612 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 4-5/EF

42-5121-006-13, 42512100613 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 4-5/EF

42-5121-006-14, 42512100614 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 4-5/EF

42-5121-006-16, 42512100616 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 4-5/EF

42-5121-006-18, 42512100618 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 4-5/EF

42-5121-006-20, 42512100620 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 4-5/EF

42-5121-007-10, 42512100710 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 6-7/EF

42-5121-007-11, 42512100711 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 6-7/EF

42-5121-007-12, 42512100712 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 6-7/EF

42-5121-007-13, 42512100713 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 6-7/EF

42-5121-007-14, 42512100714 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 6-7/EF

42-5121-007-16, 42512100716 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 6-7/EF

42-5121-007-18, 42512100718 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 6-7/EF

42-5121-007-20, 42512100720 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 6-7/EF

42-5121-008-10, 42512100810 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 8-

11 EF

42-5121-008-11, 42512100811 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 8-11 EF

42-5121-008-12, 42512100812 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 8-11 EF

42-5121-008-13, 42512100813 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 8-11 EF

42-5121-008-14, 42512100814 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 8-11 EF

42-5121-008-16, 42512100816 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 8-11 EF

42-5121-008-18, 42512100818 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 8-11 EF

42-5121-008-20, 42512100820 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 8-11 EF

42-5121-009-10, 42512100910 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 8-11 GH

42-5121-009-11, 42512100911 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 8-11 GH

42-5121-009-12, 42512100912 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 8-11 GH

42-5121-009-13, 42512100913 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 8-11 GH

42-5121-009-14, 42512100914 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 8-11 GH

42-5121-009-16, 42512100916 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 8-11 GH

42-5121-009-18, 42512100918 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 8-11 GH

42-5121-009-20, 42512100920 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM 8-11 GH

42-5121-010-10, 42512101010 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM 12/GH

42-5121-010-11, 42512101011 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM 12/GH

42-5121-010-12, 42512101012 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM 12/GH

42-5121-010-13, 42512101013 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM 12/GH

42-5121-010-14, 42512101014 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM 12/GH

42-5121-010-16, 42512101016 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM 12/GH

42-5121-010-18, 42512101018 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM 12/GH

42-5121-010-20, 42512101020 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM

12/GH

42-5121-011-10, 42512101110 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 10MM
12/J

42-5121-011-11, 42512101111 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 11MM
12/J

42-5121-011-12, 42512101112 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 12MM
12/J

42-5121-011-13, 42512101113 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 13MM
12/J

42-5121-011-14, 42512101114 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 14MM
12/J

42-5121-011-16, 42512101116 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 16MM
12/J

42-5121-011-18, 42512101118 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 18MM
12/J

42-5121-011-20, 42512101120 PERSONA MC VE SUPERFICIE ARTICULAR FEMORAL (ASF) L 20MM
12/J

42-5300-064-01, 42530006401 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO C IZQUIERDO

42-5300-067-01, 42530006701 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO D IZQUIERDO

42-5300-071-01, 42530007101 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO E IZQUIERDO

42-5300-075-01, 42530007501 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO F IZQUIERDO

42-5300-079-01, 42530007901 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO G IZQUIERDO

42-5300-083-01, 42530008301 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO H IZQUIERDO

42-5300-064-02, 42530006402 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO C DERECHO

42-5300-067-02, 42530006702 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO D DERECHO

42-5300-071-02, 42530007102 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO E DERECHO

42-5300-075-02, 42530007502 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO F DERECHO

42-5300-079-02, 42530007902 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO G DERECHO

42-5300-083-02, 42530008302 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO H DERECHO

42-5300-088-01, 42530008801 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO J IZQUIERDO

42-5300-088-02, 42530008802 PERSONA TIBIAL POR 2 ESPIGAS TAMAÑO J DERECHO

42-5046-050-01, 42504605001 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR
TAMAÑO 1 IZQUIERDO

42-5046-050-02, 42504605002 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR
TAMAÑO 1 DERECHO

42-5046-050-11, 42504605011 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 1
IZQUIERDO

42-5046-050-12, 42504605012 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 1
DERECHO

42-5046-054-01, 42504605401 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR
TAMAÑO 3 IZQUIERDO

42-5046-054-02, 42504605402 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR
TAMAÑO 3 DERECHO

42-5046-054-11, 42504605411 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 3
IZQUIERDO

42-5046-054-12, 42504605412 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 3

DERECHO

42-5046-058-01, 42504605801 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 5 IZQUIERDO

42-5046-058-02, 42504605802 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 5 DERECHO

42-5046-058-11, 42504605811 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 5 IZQUIERDO

42-5046-058-12, 42504605812 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 5 DERECHO

42-5046-062-01, 42504606201 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 7 IZQUIERDO

42-5046-062-02, 42504606202 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 7 DERECHO

42-5046-062-11, 42504606211 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 7 IZQUIERDO

42-5046-062-12, 42504606212 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 7 DERECHO

42-5046-066-01, 42504606601 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 9 IZQUIERDO

42-5046-066-02, 42504606602 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 9 DERECHO

42-5046-066-11, 42504606611 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 9 IZQUIERDO

42-5046-066-12, 42504606612 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 9 DERECHO

42-5046-070-01, 42504607001 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 11 IZQUIERDO

42-5046-070-02, 42504607002 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 11 DERECHO

42-5046-070-11, 42504607011 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 11 IZQUIERDO

42-5046-070-12, 42504607012 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR PLS TAMAÑO 11 DERECHO

42-5046-078-01, 42504607801 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 13 IZQUIERDO

42-5046-078-02, 42504607802 PERSONA REVISION FEMORAL CEMENTADO CCR ESTÁNDAR TAMAÑO 13 DERECHO

42-5100-330-12, 42510033012 PERSONA REVISION KIT DE TORNILLOS DE CLIP A/B PARA SUPERFICIE ARTICULAR

42-5100-330-56, 42510033056 PERSONA REVISION KIT DE TORNILLOS DE CLIP C/F PARA SUPERFICIE ARTICULAR

42-5100-330-78, 42510033078 PERSONA REVISION KIT DE TORNILLOS DE CLIP G/H PARA SUPERFICIE ARTICULAR

42-5100-330-90, 42510033090 PERSONA REVISION KIT DE TORNILLOS DE CLIP J PARA SUPERFICIE ARTICULAR

42-5128-001-10, 42512800110 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 1-1+ AB

42-5128-006-12, 42512800612 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 3-5+ EF
42-5128-006-14, 42512800614 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 3-5+ EF
42-5128-006-16, 42512800616 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 3-5+ EF
42-5128-006-18, 42512800618 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 3-5+ EF
42-5128-006-20, 42512800620 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 3-5+ EF
42-5128-006-22, 42512800622 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 3-5+ EF
42-5128-006-24, 42512800624 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 3-5+ EF
42-5128-006-26, 42512800626 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM L 3-5+ EF
42-5128-007-10, 42512800710 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 7-9+ EF
42-5128-007-12, 42512800712 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 7-9+ EF
42-5128-007-14, 42512800714 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 7-9+ EF
42-5128-007-16, 42512800716 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 7-9+ EF
42-5128-007-18, 42512800718 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 7-9+ EF
42-5128-007-20, 42512800720 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 7-9+ EF
42-5128-007-22, 42512800722 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 7-9+ EF
42-5128-007-24, 42512800724 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 7-9+ EF
42-5128-007-26, 42512800726 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM L 7-9+ EF
42-5128-008-10, 42512800810 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 11-13
EF
42-5128-008-12, 42512800812 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 11-13
EF
42-5128-008-14, 42512800814 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 11-13
EF
42-5128-008-16, 42512800816 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 11-13
EF
42-5128-008-18, 42512800818 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 11-13
EF
42-5128-008-20, 42512800820 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 11-13
EF
42-5128-008-22, 42512800822 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 11-13
EF
42-5128-008-24, 42512800824 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 11-13
EF
42-5128-008-26, 42512800826 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM L 11-13
EF
42-5128-009-10, 42512800910 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 7-9+ GH
42-5128-009-12, 42512800912 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 7-9+ GH
42-5128-009-14, 42512800914 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 7-9+ GH
42-5128-009-16, 42512800916 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 7-9+ GH
42-5128-009-18, 42512800918 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 7-9+ GH
42-5128-009-20, 42512800920 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 7-9+ GH
42-5128-009-22, 42512800922 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 7-9+ GH
42-5128-009-24, 42512800924 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 7-9+ GH
42-5128-009-26, 42512800926 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM L 7-9+ GH
42-5128-010-10, 42512801010 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 11-13
GH

42-5128-010-12, 42512801012 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 11-13
GH

42-5128-010-14, 42512801014 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 11-13
GH

42-5128-010-16, 42512801016 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 11-13
GH

42-5128-010-18, 42512801018 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 11-13
GH

42-5128-010-20, 42512801020 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 11-13
GH

42-5128-010-22, 42512801022 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 11-13
GH

42-5128-010-24, 42512801024 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 11-13
GH

42-5128-010-26, 42512801026 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM L 11-13
GH

42-5128-011-10, 42512801110 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 11-13 J

42-5128-011-12, 42512801112 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM L 11-13 J

42-5128-011-14, 42512801114 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM L 11-13 J

42-5128-011-16, 42512801116 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM L 11-13 J

42-5128-011-18, 42512801118 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM L 11-13 J

42-5128-011-20, 42512801120 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM L 11-13 J

42-5128-011-22, 42512801122 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM L 11-13 J

42-5128-011-24, 42512801124 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM L 11-13 J

42-5128-011-26, 42512801126 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM L 11-13 J

42-5228-001-10, 42522800110 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 1-1+ AB

42-5228-001-12, 42522800112 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 1-1+ AB

42-5228-001-14, 42522800114 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM R 1-1+ AB

42-5228-001-16, 42522800116 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 1-1+ AB

42-5228-001-18, 42522800118 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 1-1+ AB

42-5228-001-20, 42522800120 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 1-1+ AB

42-5228-001-22, 42522800122 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 1-1+ AB

42-5228-001-24, 42522800124 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 1-1+ AB

42-5228-001-26, 42522800126 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 1-1+ AB

42-5228-002-10, 42522800210 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 3-5+ AB

42-5228-002-12, 42522800212 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 3-5+ AB

42-5228-002-14, 42522800214 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 140MM R 3-5+
AB

42-5228-002-16, 42522800216 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 3-5+ AB

42-5228-002-18, 42522800218 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 3-5+ AB

42-5228-002-20, 42522800220 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 3-5+ AB

42-5228-002-22, 42522800222 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 3-5+ AB

42-5228-002-24, 42522800224 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 3-5+ AB

42-5228-002-26, 42522800226 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 3-5+ AB

42-5228-003-10, 42522800310 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 1-1+ CD

42-5228-003-12, 42522800312 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 1-1+ CD

EF

42-5228-008-14, 42522800814 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM R 11-13

EF

42-5228-008-16, 42522800816 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 11-13

EF

42-5228-008-18, 42522800818 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 11-13

EF

42-5228-008-20, 42522800820 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 11-13

EF

42-5228-008-22, 42522800822 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 11-13

EF

42-5228-008-24, 42522800824 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 11-13

EF

42-5228-008-26, 42522800826 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 11-13

EF

42-5228-009-10, 42522800910 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 7-9+ GH

42-5228-009-12, 42522800912 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 7-9+ GH

42-5228-009-14, 42522800914 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM R 7-9+ GH

42-5228-009-16, 42522800916 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 7-9+ GH

42-5228-009-18, 42522800918 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 7-9+ GH

42-5228-009-20, 42522800920 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 7-9+ GH

42-5228-009-22, 42522800922 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 7-9+ GH

42-5228-009-24, 42522800924 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 7-9+ GH

42-5228-009-26, 42522800926 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 7-9+ GH

42-5228-010-10, 42522801010 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 11-13

GH

42-5228-010-12, 42522801012 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 11-13

GH

42-5228-010-14, 42522801014 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM R 11-13

GH

42-5228-010-16, 42522801016 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 11-13

GH

42-5228-010-18, 42522801018 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 11-13

GH

42-5228-010-20, 42522801020 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 11-13

GH

42-5228-010-22, 42522801022 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 11-13

GH

42-5228-010-24, 42522801024 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 11-13

GH

42-5228-010-26, 42522801026 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 11-13

GH

42-5228-011-10, 42522801110 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 10MM R 11-13 J

42-5228-011-12, 42522801112 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 12MM R 11-13 J

42-5228-011-14, 42522801114 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 14MM R 11-13 J

42-5228-011-16, 42522801116 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 16MM R 11-13 J

42-5228-011-18, 42522801118 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 18MM R 11-13 J
42-5228-011-20, 42522801120 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 20MM R 11-13 J
42-5228-011-22, 42522801122 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 22MM R 11-13 J
42-5228-011-24, 42522801124 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 24MM R 11-13 J
42-5228-011-26, 42522801126 PERSONA REVISION CCK SUPERFICIE ARTICULAR VE 26MM R 11-13 J
42-5420-058-01, 42542005801 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
A IZQUIERDA
42-5420-058-02, 42542005802 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
A DERECHA
42-5420-061-01, 42542006101 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
B IZQUIERDA
42-5420-061-02, 42542006102 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
B DERECHA
42-5420-064-01, 42542006401 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
C IZQUIERDA
42-5420-064-02, 42542006402 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
C DERECHA
42-5420-067-01, 42542006701 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
D IZQUIERDA
42-5420-067-02, 42542006702 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
D DERECHA
42-5420-071-01, 42542007101 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
E IZQUIERDA
42-5420-071-02, 42542007102 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
E DERECHA
42-5420-075-01, 42542007501 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
F IZQUIERDA
42-5420-075-02, 42542007502 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
F DERECHA
42-5420-079-01, 42542007901 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
G IZQUIERDA
42-5420-079-02, 42542007902 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
G DERECHA
42-5420-083-01, 42542008301 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
H IZQUIERDA
42-5420-083-02, 42542008302 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
H DERECHA
42-5420-088-01, 42542008801 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
J IZQUIERDA
42-5420-088-02, 42542008802 PERSONA REVISION PLATILLO DE TIBIA FIJA CEMENTADA TAMAÑO
J DERECHA
42-5450-005-08, 42545000508 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL CENTRAL TIBIA FIJA
42-5450-005-10, 42545000510 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL CENTRAL TAMAÑO EXTRA
CHICO
42-5450-005-11, 42545000511 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL CENTRAL TAMAÑO CHICO
42-5450-005-12, 42545000512 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL CENTRAL TAMAÑO MEDIANO

42-5450-005-13, 42545000513 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL CENTRAL TAMAÑO GRANDE
42-5450-010-11, 42545001011 PERSONA REVISION TM CONO FEMORAL CENTRAL TAMAÑO CHICO
42-5450-010-12, 42545001012 PERSONA REVISION TM CONO FEMORAL CENTRAL TAMAÑO MEDIANO
42-5450-010-13, 42545001013 PERSONA REVISION TM CONO FEMORAL CENTRAL TAMAÑO GRANDE
42-5450-010-14, 42545001014 PERSONA REVISION TM CONO FEMORAL CENTRAL TAMAÑO EXTRA GRANDE
42-5450-015-10, 42545001510 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO TIBIA FIJA IZQUIERDO
42-5450-015-11, 42545001511 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO CHICO IZQUIERDO
42-5450-015-12, 42545001512 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO MEDIANO IZQUIERDO
42-5450-015-13, 42545001513 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO GRANDE IZQUIERDO
42-5450-015-20, 42545001520 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO TIBIA FIJA DERECHO
42-5450-015-21, 42545001521 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO CHICO DERECHO
42-5450-015-22, 42545001522 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO MEDIANO DERECHO
42-5450-015-23, 42545001523 PERSONA REVISION TM CONO TIBIAL PERIFERICO TAMAÑO GRANDE DERECHO
42-5450-020-11, 42545002011 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO CHICO IZQUIERDO
42-5450-020-12, 42545002012 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO MEDIANO IZQUIERDO
42-5450-020-13, 42545002013 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO GRANDE IZQUIERDO
42-5450-020-14, 42545002014 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO EXTRA GRANDE IZQUIERDO
42-5450-020-21, 42545002021 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO CHICO DERECHO
42-5450-020-22, 42545002022 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO MEDIANO DERECHO
42-5450-020-23, 42545002023 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO GRANDE DERECHO
42-5450-020-24, 42545002024 PERSONA REVISION TM CONO METAFISARIO TAMAÑO EXTRA GRANDE DERECHO
42-5558-011-05, 42555801105 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 5MM
42-5558-011-10, 42555801110 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 10MM
42-5558-011-15, 42555801115 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 15MM
42-5558-012-05, 42555801205 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 5MM
42-5558-012-10, 42555801210 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 10MM
42-5558-012-15, 42555801215 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 15MM

42-5558-013-05, 42555801305 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 5MM
42-5558-013-10, 42555801310 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 10MM
42-5558-013-15, 42555801315 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 15MM
42-5558-014-05, 42555801405 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 5MM
42-5558-014-10, 42555801410 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 10MM
42-5558-014-15, 42555801415 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 15MM
42-5558-031-05, 42555803105 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 5MM
42-5558-031-10, 42555803110 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 10MM
42-5558-031-15, 42555803115 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 15MM
42-5558-032-05, 42555803205 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 5MM
42-5558-032-10, 42555803210 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 10MM
42-5558-032-15, 42555803215 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 15MM
42-5558-033-05, 42555803305 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 5MM
42-5558-033-10, 42555803310 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 10MM
42-5558-033-15, 42555803315 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 15MM
42-5558-034-05, 42555803405 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 5MM
42-5558-034-10, 42555803410 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 10MM
42-5558-034-15, 42555803415 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 15MM
42-5558-051-05, 42555805105 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 5MM
42-5558-051-10, 42555805110 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 10MM
42-5558-051-15, 42555805115 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 15MM
42-5558-052-05, 42555805205 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 5MM
42-5558-052-10, 42555805210 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 10MM
42-5558-052-15, 42555805215 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 15MM
42-5558-053-05, 42555805305 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 5MM
42-5558-053-10, 42555805310 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 10MM
42-5558-053-15, 42555805315 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 15MM
42-5558-054-05, 42555805405 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 5MM
42-5558-054-10, 42555805410 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 10MM
42-5558-054-15, 42555805415 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 15MM
42-5558-071-05, 42555807105 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 5MM
42-5558-071-10, 42555807110 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 10MM
42-5558-071-15, 42555807115 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 15MM
42-5558-072-05, 42555807205 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 5MM
42-5558-072-10, 42555807210 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 10MM
42-5558-072-15, 42555807215 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 15MM
42-5558-073-05, 42555807305 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 5MM
42-5558-073-10, 42555807310 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 10MM
42-5558-073-15, 42555807315 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 15MM
42-5558-074-05, 42555807405 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 5MM
42-5558-074-10, 42555807410 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 10MM
42-5558-074-15, 42555807415 PERSONA REVISION MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 15MM
42-5558-091-05, 42555809105 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 5MM
42-5558-091-10, 42555809110 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 10MM
42-5558-091-15, 42555809115 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 15MM
42-5558-092-05, 42555809205 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 5MM

42-5558-092-10, 42555809210 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 10MM
42-5558-092-15, 42555809215 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 15MM
42-5558-093-05, 42555809305 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 5MM
42-5558-093-10, 42555809310 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 10MM
42-5558-093-15, 42555809315 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 15MM
42-5558-094-05, 42555809405 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 5MM
42-5558-094-10, 42555809410 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 10MM
42-5558-094-15, 42555809415 PERSONA MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 15MM
42-5562-011-05, 42556201105 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 5MM
42-5562-011-10, 42556201110 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 10MM
42-5562-011-15, 42556201115 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LL 15MM
42-5562-012-05, 42556201205 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 5MM
42-5562-012-10, 42556201210 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 10MM
42-5562-012-15, 42556201215 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RL 15MM
42-5562-013-05, 42556201305 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 5MM
42-5562-013-10, 42556201310 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 10MM
42-5562-013-15, 42556201315 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB LM 15MM
42-5562-014-05, 42556201405 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 5MM
42-5562-014-10, 42556201410 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 10MM
42-5562-014-15, 42556201415 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO AB RM 15MM
42-5562-031-05, 42556203105 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 5MM
42-5562-031-10, 42556203110 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 10MM
42-5562-031-15, 42556203115 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LL 15MM
42-5562-032-05, 42556203205 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 5MM
42-5562-032-10, 42556203210 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 10MM
42-5562-032-15, 42556203215 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RL 15MM
42-5562-033-05, 42556203305 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 5MM
42-5562-033-10, 42556203310 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 10MM
42-5562-033-15, 42556203315 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD LM 15MM
42-5562-034-05, 42556203405 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 5MM
42-5562-034-10, 42556203410 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 10MM
42-5562-034-15, 42556203415 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO CD RM 15MM
42-5562-051-05, 42556205105 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 5MM
42-5562-051-10, 42556205110 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 10MM
42-5562-051-15, 42556205115 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LL 15MM
42-5562-052-05, 42556205205 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 5MM
42-5562-052-10, 42556205210 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 10MM
42-5562-052-15, 42556205215 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RL 15MM
42-5562-053-05, 42556205305 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 5MM
42-5562-053-10, 42556205310 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 10MM
42-5562-053-15, 42556205315 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF LM 15MM
42-5562-054-05, 42556205405 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 5MM
42-5562-054-10, 42556205410 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 10MM
42-5562-054-15, 42556205415 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO EF RM 15MM
42-5562-071-05, 42556207105 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 5MM
42-5562-071-10, 42556207110 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 10MM

42-5562-071-15, 42556207115 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LL 15MM
42-5562-072-05, 42556207205 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 5MM
42-5562-072-10, 42556207210 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 10MM
42-5562-072-15, 42556207215 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RL 15MM
42-5562-073-05, 42556207305 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 5MM
42-5562-073-10, 42556207310 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 10MM
42-5562-073-15, 42556207315 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH LM 15MM
42-5562-074-05, 42556207405 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 5MM
42-5562-074-10, 42556207410 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 10MM
42-5562-074-15, 42556207415 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO GH RM 15MM
42-5562-091-05, 42556209105 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 5MM
42-5562-091-10, 42556209110 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 10MM
42-5562-091-15, 42556209115 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LL 15MM
42-5562-092-05, 42556209205 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 5MM
42-5562-092-10, 42556209210 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 10MM
42-5562-092-15, 42556209215 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RL 15MM
42-5562-093-05, 42556209305 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 5MM
42-5562-093-10, 42556209310 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 10MM
42-5562-093-15, 42556209315 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J LM 15MM
42-5562-094-05, 42556209405 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 5MM
42-5562-094-10, 42556209410 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 10MM
42-5562-094-15, 42556209415 PERSONA TM MEDIO BLOQUE TIBIAL TAMAÑO J RM 15MM
42-5566-050-05, 42556605005 PERSONA FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 1 5MM
42-5566-050-10, 42556605010 PERSONA FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 1 10MM
42-5566-054-05, 42556605405 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 3 5MM
42-5566-054-10, 42556605410 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 3 10MM
42-5566-058-05, 42556605805 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5 5MM
42-5566-058-10, 42556605810 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5 10MM
42-5566-058-15, 42556605815 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5 15MM
42-5566-062-05, 42556606205 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7 5MM
42-5566-062-10, 42556606210 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7 10MM
42-5566-062-15, 42556606215 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7 15MM
42-5566-066-05, 42556606605 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9 5MM
42-5566-066-10, 42556606610 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9 10MM
42-5566-066-15, 42556606615 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9 15MM

42-5566-070-05, 42556607005 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 5MM
42-5566-070-10, 42556607010 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 10MM
42-5566-070-15, 42556607015 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 15MM
42-5566-078-05, 42556607805 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 5MM
42-5566-078-10, 42556607810 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 10MM
42-5566-078-15, 42556607815 PERSONA REVISION FEMORAL DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 15MM
42-5568-050-05, 42556805005 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 1 5MM
42-5568-050-10, 42556805010 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 1 10MM
42-5568-054-05, 42556805405 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 3 5MM
42-5568-054-10, 42556805410 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 3 10MM
42-5568-058-05, 42556805805 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 5MM
42-5568-058-10, 42556805810 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 10MM
42-5568-058-15, 42556805815 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 15MM
42-5568-062-05, 42556806205 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 5MM
42-5568-062-10, 42556806210 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 10MM
42-5568-062-15, 42556806215 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 15MM
42-5568-066-05, 42556806605 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 5MM
42-5568-066-10, 42556806610 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 10MM
42-5568-066-15, 42556806615 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 15MM
42-5568-070-05, 42556807005 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 5MM
42-5568-070-10, 42556807010 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 10MM
42-5568-070-15, 42556807015 PERSONA REVISION FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 15MM
42-5568-078-05, 42556807805 PERSONA FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 5MM
42-5568-078-10, 42556807810 PERSONA FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 10MM
42-5568-078-15, 42556807815 PERSONA FEMORAL POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 15MM
42-5570-001-14, 42557000114 PERSONA RECTO HYB ST 14 X +30M
42-5572-050-05, 42557205005 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 1 5MM
42-5572-050-10, 42557205010 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 1 10MM
42-5572-054-05, 42557205405 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 3 5MM

42-5572-054-10, 42557205410 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 3 10MM
42-5572-058-05, 42557205805 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5 5MM
42-5572-058-10, 42557205810 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5 10MM
42-5572-058-15, 42557205815 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 5 15MM
42-5572-062-05, 42557206205 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7 5MM
42-5572-062-10, 42557206210 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7 10MM
42-5572-062-15, 42557206215 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 7 15MM
42-5572-066-05, 42557206605 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9 5MM
42-5572-066-10, 42557206610 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9 10MM
42-5572-066-15, 42557206615 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 9 15MM
42-5572-070-05, 42557207005 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 5MM
42-5572-070-10, 42557207010 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 10MM
42-5572-070-15, 42557207015 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 11 15MM
42-5572-078-05, 42557207805 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 5MM
42-5572-078-10, 42557207810 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 10MM
42-5572-078-15, 42557207815 PERSONA FEMORAL TM DISTAL AUMENTATIVO TAMAÑO 13 15MM
42-5574-050-05, 42557405005 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 1 5MM
42-5574-050-10, 42557405010 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 1 10MM
42-5574-054-05, 42557405405 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 3 5MM
42-5574-054-10, 42557405410 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 3 10MM
42-5574-058-05, 42557405805 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 5MM
42-5574-058-10, 42557405810 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 10MM
42-5574-058-15, 42557405815 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 5 15MM
42-5574-062-05, 42557406205 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 5MM
42-5574-062-10, 42557406210 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 10MM
42-5574-062-15, 42557406215 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 7 15MM
42-5574-066-05, 42557406605 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 5MM
42-5574-066-10, 42557406610 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 10MM
42-5574-066-15, 42557406615 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 9 15MM
42-5574-070-05, 42557407005 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 5MM
42-5574-070-10, 42557407010 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 10MM
42-5574-070-15, 42557407015 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 11 15MM
42-5574-078-05, 42557407805 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 5MM
42-5574-078-10, 42557407810 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 10MM
42-5574-078-15, 42557407815 PERSONA FEMORAL TM POST AUMENTATIVO TAMAÑO 13 15MM
42-5600-030-11, 42560003011 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO CONICO EXT 11X30MM
42-5600-075-11, 42560007511 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO CONICO EXT 11X75MM
42-5600-075-14, 42560007514 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO CONICO EXT 14X75MM
42-5600-135-10, 42560013510 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 10X135MM
42-5600-135-12, 42560013512 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 12X135MM
42-5600-135-14, 42560013514 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 14X135MM
42-5600-135-16, 42560013516 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 16X135MM
42-5600-135-18, 42560013518 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 18X135MM
42-5600-135-20, 42560013520 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 20X135MM
42-5600-135-22, 42560013522 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 22X135MM
42-5600-135-24, 42560013524 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 24X135MM

42-5600-175-10, 42560017510 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 10X175MM
42-5600-175-12, 42560017512 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 12X175MM
42-5600-175-14, 42560017514 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 14X175MM
42-5600-175-16, 42560017516 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 16X175MM
42-5600-175-18, 42560017518 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 18X175MM
42-5600-175-20, 42560017520 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 20X175MM
42-5600-175-22, 42560017522 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 22X175MM
42-5600-175-24, 42560017524 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO RECTO EXT 24X175MM
42-5601-135-10, 42560113510 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 10X135MM
42-5601-135-11, 42560113511 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 11X135MM
42-5601-135-12, 42560113512 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 12X135MM
42-5601-135-13, 42560113513 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 13X135MM
42-5601-135-14, 42560113514 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 14X135MM
42-5601-135-15, 42560113510 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 15X135MM
42-5601-135-16, 42560113516 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 16X135MM
42-5601-135-17, 42560113517 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 17X135MM
42-5601-135-18, 42560113518 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 18X135MM
42-5601-135-20, 42560113520 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 20X135MM
42-5601-135-22, 42560113522 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 22X135MM
42-5601-135-24, 42560113524 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 24X135MM
42-5601-175-10, 42560117510 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 10X175MM
42-5601-175-11, 42560117511 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 11X175MM
42-5601-175-12, 42560117512 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 12X175MM
42-5601-175-13, 42560117513 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 13X175MM
42-5601-175-14, 42560117514 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 14X175MM
42-5601-175-15, 42560117515 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 15X175MM
42-5601-175-16, 42560117516 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 16X175MM
42-5601-175-17, 42560117517 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 17X175MM
42-5601-175-18, 42560117518 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 18X175MM
42-5601-175-20, 42560117520 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 20X175MM
42-5601-175-22, 42560117522 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 22X175MM
42-5601-175-24, 42560117524 PERSONA REVISION VASTAGO BLANDO ESTRIADO EXT 24X175MM
42-5603-135-10, 42560313510 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 10X135MM
42-5603-135-11, 42560313511 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 11X135MM
42-5603-135-12, 42560313512 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 12X135MM
42-5603-135-13, 42560313513 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 13X135MM
42-5603-135-14, 42560313514 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 14X135MM
42-5603-135-15, 42560313515 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 15X135MM
42-5603-135-16, 42560313516 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 16X135MM
42-5603-135-17, 42560313517 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 17X135MM
42-5603-135-18, 42560313518 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 18X135MM
42-5603-135-20, 42560313520 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 20X135MM
42-5603-135-22, 42560313522 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 22X135MM
42-5603-135-24, 42560313524 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 24X135MM
42-5603-175-10, 42560317510 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 10X175MM
42-5603-175-11, 42560317511 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 11X175MM

42-5603-175-12, 42560317512 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 12X175MM
42-5603-175-13, 42560317513 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 13X175MM
42-5603-175-14, 42560317514 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 14X175MM
42-5603-175-15, 42560317515 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 15X175MM
42-5603-175-16, 42560317516 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 16X175MM
42-5603-175-17, 42560317517 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 17X175MM
42-5603-175-18, 42560317518 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 18X175MM
42-5603-175-20, 42560317520 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 20X175MM
42-5603-175-22, 42560317522 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 22X175MM
42-5603-175-24, 42560317524 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 3MM EXT 24X175MM
42-5606-135-10, 42560613510 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 10X135MM
42-5606-135-11, 42560613511 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 11X135MM
42-5606-135-12, 42560613512 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 12X135MM
42-5606-135-13, 42560613513 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 13X135MM
42-5606-135-14, 42560613514 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 14X135MM
42-5606-135-15, 42560613515 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 15X135MM
42-5606-135-16, 42560613516 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 16X135MM
42-5606-135-17, 42560613517 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 17X135MM
42-5606-135-18, 42560613518 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 18X135MM
42-5606-135-20, 42560613520 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 20X135MM
42-5606-135-22, 42560613522 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 22X135MM
42-5606-135-24, 42560613524 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 24X135MM
42-5606-175-10, 42560617510 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 10X175MM
42-5606-175-11, 42560617511 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 11X175MM
42-5606-175-12, 42560617512 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 12X175MM
42-5606-175-13, 42560617513 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 13X175MM
42-5606-175-14, 42560617514 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 14X175MM
42-5606-175-15, 42560617515 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 15X175MM
42-5606-175-16, 42560617516 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 16X175MM
42-5606-175-17, 42560617517 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 17X175MM
42-5606-175-18, 42560617518 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 18X175MM
42-5606-175-20, 42560617520 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 20X175MM
42-5606-175-22, 42560617522 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 22X175MM
42-5606-175-24, 42560617524 PERSONA REVISION VASTAGO DESPLAZADO 6MM EXT 24X175M

Incluye instrumental y accesorios para colocación.

Clase de Riesgo: III

Indicación/es autorizada/s:

El sistema PERSONA de rodilla es una prótesis total, primaria o revisión de rodilla semiconstreñida que consiste en componentes diseñados anatómicamente: prótesis femoral, inserto de superficie articular, tibial, rotuliana y extensión de vástago. Los componentes del sistema pueden configurarse para utilizarse en procedimientos quirúrgicos con retención o sacrificio del ligamento cruzado posterior.

Período de vida útil: Implantes Aleación cromo-cobalto- molibdeno esterilizados por radiación gamma: 8 (ocho) a partir de la fecha de elaboración

Implantes Polietileno peso molecular ultra alto: esterilizados por radiación gamma: 10 (diez) años a partir de la fecha de elaboración.

Implantes Aleación de titanio: esterilizados por radiación gamma: 10 (diez) años a partir de la fecha de elaboración

Implantes Polietileno altamente reticulado estabilizado con vitamina E: esterilizados por óxido de etileno: 5 (cinco) años a partir de la fecha de elaboración.

Incluye instrumental y accesorios para colocación NO APLICA.

Condición de uso: Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

Fuente de obtención de la materia prima de origen biológico: NO CORRESPONDE

Forma de presentación: Implantes se presentan por unidad.

Método de esterilización: RADIACION GAMMA U ÓXIDO DE ETILENO.

Incluye instrumental y accesorios para colocación NO APLICA.

Nombre del fabricante:

- 1) Zimmer Inc.
- 2) ZIMMER MANUFACTURING B.V.
- 3) Zimmer Orthopedic Mfg. Ltd.
- 4) Zhejiang Biomet Medical Products Co., Ltd.

Lugar de elaboración:

- 1) 1800 W Center Street Warsaw, IN 46580 ESTADOS UNIDOS
- 2) ROUTE 1, KM.123, 4, BLDG 2.TURPEAUX INDUSTRIAL PARK. MERCEDITA, PR. 00715. Estados Unidos
- 3) Building N° 2 East Park.Shannon Industrial Estate. Shannon, Clare 0000000 IRLANDA
- 4) 980 Shenli Road. Jinhua, Zhejiang 321016 CHINA

Se extiende el presente Certificado de Autorización e Inscripción del PM 554-79 , con una vigencia cinco (5) años a partir de la fecha de la Disposición autorizante.

N° 1-0047-3110-008083-22-6

N° Identificatorio Trámite: 44536

AM

Digitally signed by PEARSON Enriqueta María
Date: 2024.05.28 15:23:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.05.28 15:23:16 -03:00