



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-3179-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Miércoles 4 de Abril de 2018

Referencia: 1-47-3110-7095-17-8

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-7095-17-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma B. BRAUN MEDICAL S.A solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-125, denominado: IMPLANTE DE CADERA, marca AESCULAP.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-125, denominado: IMPLANTE DE CADERA, marca AESCULAP según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 2703/09 y tramitado por expediente N° 1-47-0-1571-09-5.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-669-125.

ARTICULO 3º.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-7095-17-8

Digitally signed by LEDE Roberto Luis
Date: 2018.04.04 09:56:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede
SubAdministrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.04.04 09:56:33 -03'00'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma B. BRAUN MEDICAL S.A la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM 669-125 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo aprobado: IMPLANTE DE CADERA

Marca: AESCULAP

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 2703/09

Tramitado por expediente N° 1-47-0-1571-09-5.

Dato identificatorio a modificar	Dato autorizado hasta la fecha	Modificación/rectificación autorizada
Modelos	GE663S MFR ALAMBRE DE GUÍA D2,5MM L800MM KB420S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X20MM KB424S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X24MM KB424TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X24MM KB428S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X28MM KB428TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X28MM KB432S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X32MM KB432TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X32MM KB436S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X36MM KB436TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X36MM KB440S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X40MM KB400TS TORNILLO CIERRE (REVIS. CADERA) 5,0X40MM KB444S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X44MM KB444TS TORN.DE CIERRE	GE663S MFR ALAMBRE DE GUÍA D2,5MM L800MM KB420S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X20MM KB424S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X24MM KB424TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X24MM KB428S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X28MM KB428TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X28MM KB432S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X32MM KB432TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X32MM KB436S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X36MM KB436TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X36MM KB440S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X40MM KB436TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X36MM KB440S TARGON TORN.CIERRE ACERO

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

(REVIS.CADERA) 5,0X44MM KB448S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X48MM KB448TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X48MM KB452S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X52MM KB452TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X52MM KB456S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X56MM KB456TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X56MM KB460S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X60MM KB460TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X60MM KB484S TARGON TORN.CIERRE TARGON ACERO 5,0X64MM KB468S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X68MM KB472S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X72MM KB476S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X76MM KB400S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X 80MM NA766T PLASMACUP TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X16MM NA770T PLASMACUP TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X20MM NA774T PLASMACUP TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X24MM NA778T PLASMACUP TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X28MM NA782T PLASMACUP	5,0X40MM KB440TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X40MM KB444S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X44MM KB444TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X44MM KB448S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X48MM KB448TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X48MM KB452S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X52MM KB452TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X52MM KB456S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X56MM KB456TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X56MM KB460S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X60MM KB460TS TORN.DE CIERRE (REVIS.CADERA) 5,0X60MM KB484S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X66MM KB468S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X68MM KB472S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X72MM KB476S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X76MM KB480S TARGON TORN.CIERRE ACERO 5,0X 80MM NA766T PLASMACUP TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X16MM NA770T PLASMACUP TORNILLO DE FIJACIÓN
--	---

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X32MM NA786T PLASMACUP	6,5X20MM NA774T PLASMACUP
TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X36MM NA790T PLASMACUP	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X24MM NA778T PLASMACUP
TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X40MM NA794T PLASMACUP	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X28MM NA782T PLASMACUP
TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X44MM NA798T PLASMACUP	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X32MM NA786T PLASMACUP
TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X48MM NA802T PLASMACUP	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X36MM NA790T PLASMACUP
TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X52MM NA806T PLASMACUP	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X40MM NA794T PLASMACUP
TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X56MM NA810T PLASMACUP	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X44MM NA798T PLASMACUP
TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X60MM NA814T PLASMACUP	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X48MM NA802T PLASMACUP
TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X64MM NA818T PLASMACUP	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X52MM NA806T PLASMACUP
NC444T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.44MM	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X56MM NA810T PLASMACUP
NC446T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.46MM	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X60MM NA814T PLASMACUP
NC448T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.48MM	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X64MM NA818T PLASMACUP
NC450T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.50MM	TORNILLO DE FIJACIÓN 6,5X68MM NC444T PLASMACUP SC
NC452T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.52MM	PLASMAPORE-μCAP TAM.44MM NC446T PLASMACUP SC
NC454T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.54MM	PLASMAPORE-μCAP TAM.46MM NC448T PLASMACUP SC
NC456T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.56MM	PLASMAPORE-μCAP TAM.48MM NC450T PLASMACUP SC
NC458T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.58MM	PLASMAPORE-μCAP TAM.50MM NC452T PLASMACUP SC
NC460T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.60MM	PLASMAPORE-μCAP TAM.52MM NC454T PLASMACUP SC
NC462T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.62MM	PLASMAPORE-μCAP TAM.58MM ND746R PLACAS SIN
NC464T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.64MM	
NC466T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.66MM	
NC468T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.68MM	
ND746R PLACAS SIN	

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

CEMENTAR RAYOS X S/H BICONTACT ND747R PLACAS CEMENTADAS RAYOS X S/H BICONTACT NF452 BICONTACT REV PATR.RAD.A-P LARGA/X-LARGA NF453 BICONTACT REV PATR.RAD.M-L LARGA/X-LARGA NF454 BICONTACT REV PATR.RAD.A-P TAM.11-15 NF455 BICONTACT REV PATR.RAD.M-L TAM.11-15 NF456 BICONTACT REV PATR.RAD.A-P TAM.17-19++ NF457 BICONTACT REV PATR.RAD.M-L TAM.17-19++ NF458 BICONTACT REV PATR.RAD.TAM.11SD/13SD NF481R CENTRAMENT RASPADOR DE FORMA TAM.8S NF482R CENTRAMENT RASPADOR DE FORMA TAM.10 NF483R CENTRAMENT RASPADOR DE FORMA TAM.12 NF484R CENTRAMENT RASPADOR DE FORMA TAM.14 NF485R CENTRAMENT RASPADOR DE FORMA TAM.16 NF500R SET CENTRAMENT FORM RASPS NF704 BICONTACT SD PATRÓNES RADIOGRAF.SET CPL. NG207 BICONTACT N PATR.RADIOGR.S.CEMENTO CPL NG227 BICONTACT N PATR.RADIOGR.CEMENTADAS CPL. NH040T PLASMACUP SC TAM.40MM NH042T PLASMACUP SC TAM.42MM NH044T PLASMACUP SC TAM.44MM NH046T PLASMACUP SC TAM.46MM	PLASMAPORE-μCAP TAM.54MM NC456T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.56MM NC458T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.58MM NC460T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.60MM NC462T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.62MM NC464T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.64MM NC466T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.66MM NC468T PLASMACUP SC PLASMAPORE-μCAP TAM.68MM ND746R PLACAS SIN CEMENTAR RAYOS X S/H BICONTACT ND747R PLACAS CEMENTADAS RAYOS X S/H BICONTACT NF452 BICONTACT REV PATR.RAD.A-P LARGA/X-LARGA NF453 BICONTACT REV PATR.RAD.M-L LARGA/X-LARGA NF454 BICONTACT REV PATR.RAD.A-P TAM.11-15 NF455 BICONTACT REV PATR.RAD.M-L TAM.11-15 NF456 BICONTACT REV PATR.RAD.A-P TAM.17-19++ NF457 BICONTACT REV PATR.RAD.M-L TAM.17-19++ NF458 BICONTACT REV PATR.RAD.TAM.11SD/13SD NF481R CENTRAMENT RASPADOR DE FORMA TAM.8S NF482R CENTRAMENT RASPADOR DE FORMA TAM.10 NF483R CENTRAMENT RASPADOR DE FORMA TAM.12 NF484R CENTRAMENT RASPADOR DE FORMA TAM.14 NF485R CENTRAMENT RASPADOR DE FORMA TAM.16 NF500R SET CENTRAMENT FORM RASPS NF704 BICONTACT SD
--	--

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

NH048T	PLASMACUP SC	PATRONES RADIOGRAF.SET
TAM.48MM		CPL.
NH050T	PLASMACUP SC	NG207 BICONCONTACT N
TAM.50MM		PATR.RADIOGR.S.CEMENTO CPL
NH052T	PLASMACUP SC	NG227 BICONCONTACT N
TAM.52MM		PATR.RADIOGR.CEMENTADAS
NH054T	PLASMACUP SC	CPL.
TAM.54MM		NH040T PLASMACUP SC
NH056T	PLASMACUP SC	TAM.40MM
TAM.56MM		NH042T PLASMACUP SC
NH058T	PLASMACUP SC	TAM.42MM
TAM.58MM		NH044T PLASMACUP SC
NH060T	PLASMACUP SC	TAM.44MM
TAM.60MM		NH046T PLASMACUP SC
NH062T	PLASMACUP SC	TAM.46MM
TAM.62MM		NH048T PLASMACUP SC
NH064T	PLASMACUP SC	TAM.48MM
TAM.64MM		NH050T PLASMACUP SC
NH066T	PLASMACUP SC	TAM.50MM
TAM.66MM		NH052T PLASMACUP SC
NH068T	PLASMACUP SC	TAM.52MM
TAM.68MM		NH054T PLASMACUP SC
NH091 INJERTO DE CERAMICA		TAM.54MM
SC/MSC 28MM 44/46 SIM.		NH056T PLASMACUP SC
NH091D SC/MSC BIOLOX		TAM.56MM
DELTA INS.28MM 44/46 SIM.		NH058T PLASMACUP SC
NH092 INJERTO DE CERAMICA		TAM.58MM
SC/MSC 28MM 48/50 SIM.		NH060T PLASMACUP SC
NH092D SC/MSC BIOLOX		TAM.60MM
DELTA INS.28MM 48/50 SIM.		NH062T PLASMACUP SC
NH093 INJERTO DE CERAMICA		TAM.62MM
SC/MSC 28MM 52/54 SIM.		NH064T PLASMACUP SC
NH093D SC/MSC BIOLOX		TAM.64MM
DELTA INS.28MM 52/54 SIM.		NH066T PLASMACUP SC
NH095 INJERTO DE CERAMICA		TAM.66MM
SC/MSC 28MM 60/62 SIM.		NH068T PLASMACUP SC
NH096 INJERTO DE CERAMICA		TAM.68MM
SC/MSC 28MM 64/68 SIM.		NH091 INJERTO DE CERÁMICA
NH102 INJERTO DE CERAMICA		SC/MSC 28 MM 44/46 SYM.
SC/MSC 32MM 48/50 SIM.		NH091D SC/MSC BIOLOX
NH102D SC/MSC BIOLOX		DELTA INS.28MM 44/46 SIM.
DELTA INS.32MM 48/50 SIM.		NH092 INJERTO DE CERÁMICA
NH103 INJERTO DE CERAMICA		SC/MSC 28 MM 48/50 SYM.
SC/MSC 32MM 52/54 SIM.		NH092D SC/MSC BIOLOX
NH103D SC/MSC BIOLOX		DELTA INS.28MM 48/50 SIM.
DELTA INS.32MM 52/54 SIM.		NH093 INJERTO DE CERÁMICA
NH104 INJERTO DE CERAMICA		SC/MSC 28 MM 52/54 SYM.
SC/MSC 32MM 56/58 SIM.		NH093D SC/MSC BIOLOX

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

NH104D	SC/MSC BIOLOX	DELTA INS.28MM 52/54 SIM.
DELTA INS.32MM 56/58 SIM.		NH095 INJERTO DE CERÁMICA
NH105 INJERTO DE CERAMICA		SC/MSC 28 MM 60/62 SYM.
SC/MSC 32MM 60/62 SIM.		NH096 INJERTO DE CERÁMICA
NH105D	SC/MSC BIOLOX	SC/MSC 28 MM 64/68 SYM.
DELTA INS.32MM 60/62 SIM.		NH102 INJERTO DE CERÁMICA
NH106 INJERTO DE CERAMICA		SC/MSC 32 MM 48/50 SYM.
SC/MSC 32MM 64/68 SIM.		NH102D
NH106D	SC/MSC BIOLOX	SC/MSC BIOLOX
DELTA INS.32MM 64-68 SIM.		DELTA INS.32MM 48/50 SIM.
NH109D	SC/MSC BIOLOX	NH103 INJERTO DE CERÁMICA
DELTA INS.36MM 56/58 SIM.		SC/MSC 32 MM 52/54 SYM.
NH110D	SC/MSC BIOLOX	NH103D
DELTA INS.36MM 60/62 SIM.		SC/MSC BIOLOX
NH111 INJERTO DE CERAMICA		DELTA INS.32MM 52/54 SIM.
SC/MSC 36MM 64/68 SIM.		NH104 INJERTO DE CERÁMICA
NH111D	SC/MSC BIOLOX	SC/MSC 32 MM 56/58 SYM.
DELTA INS.36MM 64-68 SIM.		NH104D
NH140T	PLASMACUP MSC	SC/MSC BIOLOX
TAM.40MM		DELTA INS.32MM 56/58 SIM.
NH142T	PLASMACUP MSC	NH105 INJERTO DE CERÁMICA
TAM.42MM		SC/MSC 32 MM 60/62 SYM.
NH144T	PLASMACUP MSC	NH105D
TAM.44MM		SC/MSC BIOLOX
NH146T	PLASMACUP MSC	DELTA INS.32MM 60/62 SIM.
TAM.46MM		NH106 INJERTO DE CERÁMICA
NH148T	PLASMACUP MSC	SC/MSC 32 MM 64/68 SYM.
TAM.48MM		NH106D
NH150T	PLASMACUP MSC	SC/MSC BIOLOX
TAM.50MM		DELTA INS.32MM 64-68 SIM.
NH152T	PLASMACUP MSC	NH109D
TAM.52MM		SC/MSC BIOLOX
NH154T	PLASMACUP MSC	DELTA INS.36MM 56/58 SIM.
TAM.54MM		NH110D
NH156T	PLASMACUP MSC	SC/MSC BIOLOX
TAM.56MM		DELTA INS.36MM 60/62 SIM.
NH158T	PLASMACUP MSC	NH111 INJERTO DE CERÁMICA
TAM.58MM		SC/MSC 36 MM 64/68 SYM.
NH160T	PLASMACUP MSC	NH111D
TAM.60MM		SC/MSC BIOLOX
NH162T	PLASMACUP MSC	DELTA INS.36MM 64-68 SIM.
TAM.62MM		NH140T
NH164T	PLASMACUP MSC	PLASMACUP MSC
TAM.64MM		TAM.40MM
NH166T	PLASMACUP MSC	NH142T
TAM.66MM		PLASMACUP MSC
NH168T	PLASMACUP MSC	TAM.42MM
TAM.68MM		NH144T
		PLASMACUP MSC
		TAM.44MM
		NH146T
		PLASMACUP MSC
		TAM.46MM
		NH148T
		PLASMACUP MSC
		TAM.48MM
		NH150T
		PLASMACUP MSC
		TAM.50MM
		NH152T
		PLASMACUP MSC
		TAM.52MM
		NH154T
		PLASMACUP MSC

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

NH170 SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 40/42 SIM.	TAM.54MM
NH171 SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 44/46 SIM.	NH156T PLASMACUP MSC
NH172 SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 48/50 SIM.	TAM.56MM
NH173 SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 52/54 SIM.	NH158T PLASMACUP MSC
NH174 SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 56/58 SIM.	TAM.58MM
NH181 SC/MSC INSERTO PE 26MM 44/46 SIM.	NH160T PLASMACUP MSC
NH182 SC/MSC INSERTO PE 26MM 48/50 SIM.	TAM.60MM
NH183 SC/MSC INSERTO PE 26MM 52/54 SIM.	NH162T PLASMACUP MSC
NH184 SC/MSC INSERTO PE 26MM 56/58 SIM.	TAM.62MM
NH185 SC/MSC INSERTO PE 26MM 60/62 SIM.	NH164T PLASMACUP MSC
NH191 SC/MSC INSERTO PE 28MM 44/46 SIM.	TAM.64MM
NH192 SC/MSC INSERTO PE 28MM 48/50 SIM.	NH166T PLASMACUP MSC
NH193 SC/MSC INSERTO PE 28MM 52/54 SIM.	TAM.66MM
NH194 SC/MSC INSERTO PE 28MM 56/58 SIM.	NH168T PLASMACUP MSC
NH195 SC/MSC INSERTO PE 28MM 60/62 SIM.	TAM.68MM
NH196 SC/MSC INSERTO PE 28MM 64-68 SIM.	NH170 SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 40/42 SIM.
NH202 SC/MSC INSERTO PE 32MM 48/50 SIM.	NH171 SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 44/46 SIM.
NH203 SC/MSC INSERTO PE 32MM 52/54 SIM.	NH172 SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 48/50 SIM.
NH204 SC/MSC INSERTO PE 32MM 56/58 SIM.	NH173 SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 52/54 SIM.
NH205 SC/MSC INSERTO PE 32MM 60/62 SIM.	NH174 SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 56/58 SIM.
NH206 SC/MSC INSERTO PE 32MM 64-68 SIM.	NH181 SC/MSC INSERTO PE 26MM 44/46 SIM.
NH212T CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 52(48)MM DER.	NH182 SC/MSC INSERTO PE 26MM 48/50 SIM.
NH222T CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 52(48)MM IZQ.	NH183 SC/MSC INSERTO PE 26MM 52/54 SIM.
	NH184 SC/MSC INSERTO PE 26MM 56/58 SIM.
	NH185 SC/MSC INSERTO PE 26MM 60/62 SIM.
	NH191 SC/MSC INSERTO PE 28MM 44/46 SIM.
	NH192 SC/MSC INSERTO PE 28MM 48/50 SIM.
	NH193 SC/MSC INSERTO PE 28MM 52/54 SIM.
	NH194 SC/MSC INSERTO PE 28MM 56/58 SIM.
	NH195 SC/MSC INSERTO PE 28MM 60/62 SIM.
	NH196 SC/MSC INSERTO PE 28MM 64-68 SIM.
	NH202 SC/MSC INSERTO PE

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

NH233T	CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 58(54)MM DER.	32MM 48/50 SIM.	
NH243T	CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 58(54)MM IZQ.	NH203 SC/MSC INSERTO PE 32MM 52/54 SIM.	
NH254T	CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 64(60)MM DER.	NH204 SC/MSC INSERTO PE 32MM 56/58 SIM.	
NH264T	CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 64(60)MM IZQ.	NH205 SC/MSC INSERTO PE 32MM 60/62 SIM.	
NH300	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 40/42 POST.WALL	NH206 SC/MSC INSERTO PE 32MM 64-68 SIM.	
NH301	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 44/46 POST.WALL	NH212T	CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 52(48)MM DER.
NH302	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 48/50 POST.WALL	NH222T	CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 52(48)MM IZQ.
NH303	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 52/54 POST.WALL	NH233T	CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 58(54)MM DER.
NH304	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 56/58 POST.WALL	NH243T	CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 58(54)MM IZQ.
NH305	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 60/62 POST.WALL	NH254T	CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 64(60)MM DER.
NH306	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 64-68 POST.WALL	NH264T	CÁSCARA DE RECONSTRUCCIÓN 64(60)MM IZQ.
NH311	SC/MSC INSERTO PE 26MM 44/46 POST.WALL	NH300	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 40/42 POST.WALL
NH312	SC/MSC INSERTO PE 26MM 48/50 POST.WALL	NH301	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 44/46 POST.WALL
NH313	SC/MSC INSERTO PE 26MM 52/54 POST.WALL	NH302	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 48/50 POST.WALL
NH314	SC/MSC INSERTO PE 26MM 56/58 POST.WALL	NH303	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 52/54 POST.WALL
NH316	INJERTO PE SC/MSC 26MM 60/62 PARED POST.	NH304	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 56/58 POST.WALL
NH323	SC/MSC INSERTO PE 32MM 52/54 ASIM.	NH305	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 60/62 POST.WALL
NH324	SC/MSC INSERTO PE 32MM 56/58 ASIM.	NH306	SC/MSC INSERTO PE 22.2MM 64-68 POST.WALL
NH325	SC/MSC INSERTO PE 32MM 60/62 ASIM.	NH311	SC/MSC INSERTO PE 26MM 44/46 POST.WALL
NH326	SC/MSC INSERTO PE 32MM 64-68 ASIM.	NH312	SC/MSC INSERTO PE 26MM 48/50 POST.WALL
NH340T	PLASMACUP NSC TAM.40MM	NH313	SC/MSC INSERTO PE 26MM 52/54 POST.WALL
NH342T	PLASMACUP NSC TAM.42MM	NH314	SC/MSC INSERTO PE

NH344T	PLASMACUP NSC	26MM 56/58 POST.WALL
TAM.44MM		NH316 INJERTO PE SC/MSC 26
NH346T	PLASMACUP NSC	MM 60/62 PARED POST.
TAM.46MM		NH323 SC/MSC INSERTO PE
NH348T	PLASMACUP NSC	32MM 52/54 ASIM.
TAM.48MM		NH324 SC/MSC INSERTO PE
NH350T	PLASMACUP NSC	32MM 56/58 ASIM.
TAM.50MM		NH325 SC/MSC INSERTO PE
NH352T	PLASMACUP NSC	32MM 60/62 ASIM.
TAM.52MM		NH326 SC/MSC INSERTO PE
NH354T	PLASMACUP NSC	32MM 64-68 ASIM.
TAM.54MM		NH340T PLASMACUP NSC
NH356T	PLASMACUP NSC	TAM.40MM
TAM.56MM		NH342T PLASMACUP NSC
NH358T	PLASMACUP NSC	TAM.42MM
TAM.58MM		NH344T PLASMACUP NSC
NH360T	PLASMACUP NSC	TAM.44MM
TAM.60MM		NH346T PLASMACUP NSC
NH362T	PLASMACUP NSC	TAM.46MM
TAM.62MM		NH348T PLASMACUP NSC
NH364T	PLASMACUP NSC	TAM.48MM
TAM.64MM		NH350T PLASMACUP NSC
NH366T	PLASMACUP NSC	TAM.50MM
TAM.66MM		NH352T PLASMACUP NSC
NH368T	PLASMACUP NSC	TAM.52MM
TAM.68MM		NH354T PLASMACUP NSC
NH401 SC/MSC INSERTO PE		TAM.54MM
28MM 44/46 POST.WALL		NH356T PLASMACUP NSC
NH402 SC/MSC INSERTO PE		TAM.56MM
28MM 48/50 POST.WALL		NH358T PLASMACUP NSC
NH403 SC/MSC INSERTO PE		TAM.58MM
28MM 52/54 POST.WALL		NH360T PLASMACUP NSC
NH404 SC/MSC INSERTO PE		TAM.60MM
28MM 56/58 POST.WALL		NH362T PLASMACUP NSC
NH405 SC/MSC INSERTO PE		TAM.62MM
28MM 60/62 POST.WALL		NH364T PLASMACUP NSC
NH406 SC/MSC INSERTO PE		TAM.64MM
28MM 64-68 POST.WALL		NH366T PLASMACUP NSC
NH407 PLC-DELTA INSERTO PE		TAM.66MM
28MM 44/46 P.WALL		NH368T PLASMACUP NSC
NH413 SC/MSC INSERTO PE		TAM.68MM
32MM 52/54 POST.WALL		NH401 SC/MSC INSERTO PE
NH414 SC/MSC INSERTO PE		28MM 44/46 POST.WALL
32MM 56/58 POST.WALL		NH402 SC/MSC INSERTO PE
NH415 SC/MSC INSERTO PE		28MM 48/50 POST.WALL
32MM 60/62 POST.WALL		NH403 SC/MSC INSERTO PE
NH416 SC/MSC INSERTO PE		28MM 52/54 POST.WALL
32MM 64-68 POST.WALL		NH404 SC/MSC INSERTO PE

NH417 PLC-DELTA INSERTO PE 32MM 48MM POST.WALL	28MM 56/58 POST.WALL
NH418 PLC-DELTA INSERTO PE 32MM 50-54 P.WALL	NH405 SC/MSC INSERTO PE 28MM 60/62 POST.WALL
NH444T ANILLO A	NH406 SC/MSC INSERTO PE 28MM 64-68 POST.WALL
ATORNILLAR SC TAM.44MM	NH407 PLC-DELTA INSERTO PE 28MM 44/46 P.WALL
NH446T ANILLO A	NH413 SC/MSC INSERTO PE 32MM 52/54 POST.WALL
ATORNILLAR SC TAM.46MM	NH414 SC/MSC INSERTO PE 32MM 56/58 POST.WALL
NH448T ANILLO A	NH415 SC/MSC INSERTO PE 32MM 60/62 POST.WALL
ATORNILLAR SC TAM.48MM	NH416 SC/MSC INSERTO PE 32MM 64-68 POST.WALL
NH450T ANILLO A	NH417 PLC-DELTA INSERTO PE 32MM 48MM POST.WALL
ATORNILLAR SC TAM.50MM	NH418 PLC-DELTA INSERTO PE 32MM 50-54 P.WALL
NH452T ANILLO A	NH444T ANILLO A
ATORNILLAR SC TAM.52MM	ATORNILLAR SC TAM.44MM
NH454T ANILLO A	NH446T ANILLO A
ATORNILLAR SC TAM.54MM	ATORNILLAR SC TAM.46MM
NH456T ANILLO A	NH448T ANILLO A
ATORNILLAR SC TAM.56MM	ATORNILLAR SC TAM.48MM
NH458T ANILLO A	NH450T ANILLO A
ATORNILLAR SC TAM.58MM	ATORNILLAR SC TAM.50MM
NH460T ANILLO A	NH452T ANILLO A
ATORNILLAR SC TAM.60MM	ATORNILLAR SC TAM.52MM
NH464T ANILLO A	NH454T ANILLO A
ATORNILLAR SC TAM.64MM	ATORNILLAR SC TAM.54MM
NH468T ANILLO A	NH456T ANILLO A
ATORNILLAR SC TAM.68MM	ATORNILLAR SC TAM.56MM
NH471 SC/MSC INSERTO PE 28MM 44/46 ASIM.	NH458T ANILLO A
NH472 SC/MSC INSERTO PE 28MM 48/50 ASIM.	ATORNILLAR SC TAM.58MM
NH473 SC/MSC INSERTO PE 28MM 52/54 ASIM.	NH460T ANILLO A
NH474 SC/MSC INSERTO PE 28MM 56/58 ASIM.	ATORNILLAR SC TAM.60MM
NH475 SC/MSC INSERTO PE 28MM 60/62 ASIM.	NH464T ANILLO A
NH476 SC/MSC INSERTO PE 28MM 64-68 ASIM.	ATORNILLAR SC TAM.64MM
NH946 ISOFAR COTILO PE 28MM 46MM ESTÁNDAR	NH468T ANILLO A
NH947 ISOFAR COTILO PE 28MM 46MM ANTILUX	ATORNILLAR SC TAM.68MM
NH948 ISOFAR COTILO PE 28MM 48MM ESTÁNDAR	NH471 SC/MSC INSERTO PE 28MM 44/46 ASIM.
NH949 ISOFAR COTILO PE 28MM 48MM ANTILUX	NH472 SC/MSC INSERTO PE 28MM 48/50 ASIM.
NH950 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 50 MM ESTÁNDAR	NH473 SC/MSC INSERTO PE 28MM 52/54 ASIM.
	NH474 SC/MSC INSERTO PE

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

NH951 ISOFAR COTILO PE 28MM 50MM ANTILUX	28MM 56/58 ASIM.
NH952 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 52 MM ESTÁNDAR	NH475 SC/MSC INSERTO PE 28MM 60/62 ASIM.
NH953 ISOFAR COTILO PE 28MM 52MM ANTILUX	NH476 SC/MSC INSERTO PE 28MM 64-68 ASIM.
NH954 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 54 MM ESTÁNDAR	NH946 ISOFAR COTILO PE 28MM 46MM ESTÁNDAR
NH955 ISOFAR COTILO PE 28MM 54MM ANTILUX	NH947 ISOFAR COTILO PE 28MM 46MM ANTILUX
NH956 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 56 MM ESTÁNDAR	NH948 ISOFAR COTILO PE 28MM 48MM ESTÁNDAR
NH957 ISOFAR COTILO PE 28MM 56MM ANTILUX	NH949 ISOFAR COTILO PE 28MM 48MM ANTILUX
NH958 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 58 MM ESTÁNDAR	NH950 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 50 MM ESTÁNDAR
NH959 ISOFAR COTILO PE 28MM 58MM ANTILUX	NH951 ISOFAR COTILO PE 28MM 50MM ANTILUX
NH960 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 60 MM ESTÁNDAR	NH952 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 52 MM ESTÁNDAR
NH961 ISOFAR COTILO PE 28MM 60MM ANTILUX	NH953 ISOFAR COTILO PE 28MM 52MM ANTILUX
NH962 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 62 MM ESTÁNDAR	NH954 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 54 MM ESTÁNDAR
NH963 ISOFAR COTILO PE 28MM 62MM ANTILUX	NH955 ISOFAR COTILO PE 28MM 54MM ANTILUX
NH968 ISOFAR COTILO PE 32MM 48MM ESTÁNDAR	NH956 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 56 MM ESTÁNDAR
NH969 ISOFAR COTILO PE 32MM 48MM ANTILUX	NH957 ISOFAR COTILO PE 28MM 56MM ANTILUX
NH970 ISOFAR COTILO PE 32MM 50MM ESTÁNDAR	NH958 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 58 MM ESTÁNDAR
NH971 ISOFAR COTILO PE 32MM 50MM ANTILUX	NH959 ISOFAR COTILO PE 28MM 58MM ANTILUX
NH972 ISOFAR COTILO PE 32MM 52MM ESTÁNDAR	NH960 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 60 MM ESTÁNDAR
NH973 ISOFAR COTILO PE 32MM 52MM ANTILUX	NH961 ISOFAR COTILO PE 28MM 60MM ANTILUX
NH974 ISOFAR COTILO PE 32MM 54MM ESTÁNDAR	NH962 CUPULA PE ISOFAR 28 MM 62 MM ESTÁNDAR
NH975 ISOFAR COTILO PE 32MM 54MM ANTILUX	NH963 ISOFAR COTILO PE 28MM 62MM ANTILUX
NH976 ISOFAR COTILO PE 32MM 56MM ESTÁNDAR	NH968 ISOFAR COTILO PE 32MM 48MM ESTÁNDAR
NH977 ISOFAR COTILO PE 32MM 56MM ANTILUX	NH969 ISOFAR COTILO PE 32MM 48MM ANTILUX
NH978 ISOFAR COTILO PE 32MM 58MM ESTÁNDAR	NH970 ISOFAR COTILO PE 32MM 50MM ESTÁNDAR
	NH971 ISOFAR COTILO PE

NH979 ISOFAR COTILO PE 32MM 58MM ANTILUX	NH972 ISOFAR COTILO PE 32MM 52MM ESTÁNDAR
NH980 ISOFAR COTILO PE 32MM 60MM ESTÁNDAR	NH973 ISOFAR COTILO PE 32MM 52MM ANTILUX
NH981 ISOFAR COTILO PE 32MM 60MM ANTILUX	NH974 ISOFAR COTILO PE 32MM 54MM ESTÁNDAR
NH982 ISOFAR COTILO PE 32MM 62MM ESTÁNDAR	NH975 ISOFAR COTILO PE 32MM 54MM ANTILUX
NH983 ISOFAR COTILO PE 32MM 62MM ANTILUX	NH976 ISOFAR COTILO PE 32MM 56MM ESTÁNDAR
NJ008T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAMAÑO 8MM	NH977 ISOFAR COTILO PE 32MM 56MM ANTILUX
NJ009T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.9MM	NH978 ISOFAR COTILO PE 32MM 58MM ESTÁNDAR
NJ010T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.10MM	NH979 ISOFAR COTILO PE 32MM 58MM ANTILUX
NJ011T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.11MM	NH980 ISOFAR COTILO PE 32MM 60MM ESTÁNDAR
NJ012T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.12MM	NH981 ISOFAR COTILO PE 32MM 60MM ANTILUX
NJ013T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.13MM	NH982 ISOFAR COTILO PE 32MM 62MM ESTÁNDAR
NJ014T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.14MM	NH983 ISOFAR COTILO PE 32MM 62MM ANTILUX
NJ015T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.15MM	NJ008T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAMAÑO 8MM
NJ016T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.16MM	NJ009T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.9MM
NJ017T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.17MM	NJ010T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.10MM
NJ018T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.18MM	NJ011T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.11MM
NJ028K BICONTACT N CEMENTADO 8/10 TAM.8MM	NJ012T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.12MM
NJ029K BICONTACT N CEMENTADO 8/10 TAM.9MM	NJ013T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.13MM
NJ030K BICONTACT N CEMENTADO 8/10 TAM.10MM	NJ014T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.14MM
NJ031K BICONTACT N CEMENTADO 8/10 TAM.11MM	NJ015T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.15MM
NJ032K BICONTACT N CEMENTADO 8/10 TAM.12MM	NJ016T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.16MM
NJ033K BICONTACT N CEMENTADO 8/10 TAM.13MM	NJ017T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.17MM
NJ034K BICONTACT N CEMENTADO 8/10 TAM.14MM	NJ018T BICONTACT N PLASMAPORE 8/10 TAM.18MM
NJ035K BICONTACT N	

IF-2018-08286652-APN-DNPM#AN MAT

CEMENTADO 8/10 TAM.15MM	NJ028K	BICONTACT N
NJ036K BICONTACT N	CEMENTADO 8/10 TAM.16MM	NJ029K BICONTACT N
CEMENTADO 8/10 TAM.16MM	NJ081 BIOLOX CABEZA DE	CEMENTADO 8/10 TAM.19MM
NJ081 BIOLOX CABEZA DE	PRÓTESIS 8/10 22.2MM S	NJ030K BICONTACT N
PRÓTESIS 8/10 22.2MM S	NJ082 BIOLOX CABEZA DE	CEMENTADO 8/10 TAM.20MM
NJ082 BIOLOX CABEZA DE	PRÓTESIS 8/10 22.2MM M	NJ031K BICONTACT N
PRÓTESIS 8/10 22.2MM M	NJ091 BIOLOX CABEZA DE	CEMENTADO 8/10 TAM.21MM
NJ091 BIOLOX CABEZA DE	PRÓTESIS 8/10 26MM S	NJ032K BICONTACT N
PRÓTESIS 8/10 26MM S	NJ092 BIOLOX CABEZA DE	CEMENTADO 8/10 TAM.22MM
NJ092 BIOLOX CABEZA DE	PRÓTESIS 8/10 26MM M	NJ033K BICONTACT N
PRÓTESIS 8/10 26MM M	NJ093 BIOLOX CABEZA DE	CEMENTADO 8/10 TAM.23MM
NJ093 BIOLOX CABEZA DE	PRÓTESIS 8/10 26MM L	NJ034K BICONTACT N
PRÓTESIS 8/10 26MM L	NJ101 CABEZA PROTESIS	CEMENTADO 8/10 TAM.24MM
NJ101 CABEZA PROTESIS	BIOLOX 8/10 28 MM S	NJ035K BICONTACT N
BIOLOX 8/10 28 MM S	NJ101D BIOLOX DELTA	CEMENTADO 8/10 TAM.25MM
NJ101D BIOLOX DELTA	CABEZA DE PRÓT.8/10 28MM S	NJ036K BICONTACT N
CABEZA DE PRÓT.8/10 28MM S	NJ102 CABEZA PROTESIS	CEMENTADO 8/10 TAM.26MM
NJ102 CABEZA PROTESIS	BIOLOX 8/10 28 MM M	NJ081 BIOLOX CABEZA DE
BIOLOX 8/10 28 MM M	NJ102D BIOLOX DELTA	PRÓTESIS 8/10 22.2MM S
NJ102D BIOLOX DELTA	CABEZA DE PRÓT.8/10 28MM	NJ082 BIOLOX CABEZA DE
CABEZA DE PRÓT.8/10 28MM	M	PRÓTESIS 8/10 22.2MM M
M	NJ103 CABEZA PROTESIS	NJ091 BIOLOX CABEZA DE
NJ103 CABEZA PROTESIS	BIOLOX 8/10 28 MM L	PRÓTESIS 8/10 26MM S
BIOLOX 8/10 28 MM L	NJ103D BIOLOX DELTA	NJ092 BIOLOX CABEZA DE
NJ103D BIOLOX DELTA	CABEZA DE PRÓT.8/10 28MM L	PRÓTESIS 8/10 26MM M
CABEZA DE PRÓT.8/10 28MM L	NJ106 CABEZA PROTESIS	NJ093 BIOLOX CABEZA DE
NJ106 CABEZA PROTESIS	BIOLOX 8/10 32 MM S	PRÓTESIS 8/10 26MM L
BIOLOX 8/10 32 MM S	NJ106D BIOLOX DELTA	NJ101 CABEZA PROTESIS
NJ106D BIOLOX DELTA	CABEZA DE PRÓT.8/10 32MM S	BIOLOX 8/10 28 MM S
CABEZA DE PRÓT.8/10 32MM S	NJ107 CABEZA PROTESIS	NJ101D BIOLOX DELTA
NJ107 CABEZA PROTESIS	BIOLOX 8/10 32 MM M	CABEZA DE PRÓT.8/10 28MM S
BIOLOX 8/10 32 MM M	NJ107D BIOLOX DELTA	NJ102 CABEZA PROTESIS
NJ107D BIOLOX DELTA	CABEZA DE PRÓT.8/10 32MM	BIOLOX 8/10 28 MM M
CABEZA DE PRÓT.8/10 32MM	M	NJ102D BIOLOX DELTA
M	NJ108 CABEZA PROTESIS	CABEZA DE PRÓT.8/10 28MM M
NJ108 CABEZA PROTESIS	BIOLOX 8/10 32 MM L	NJ103 CABEZA PROTESIS
BIOLOX 8/10 32 MM L	NJ108D BIOLOX DELTA	BIOLOX 8/10 28 MM L
NJ108D BIOLOX DELTA	CABEZA DE PRÓT.8/10 32MM L	NJ103D BIOLOX DELTA
CABEZA DE PRÓT.8/10 32MM L	NJ111K ISODUR CABEZA	CABEZA DE PRÓT.8/10 28MM L
NJ111K ISODUR CABEZA	DE PRÓTESIS 8/10 22.2MM S	NJ106 CABEZA PROTESIS
DE PRÓTESIS 8/10 22.2MM S	NJ112K ISODUR CABEZA	BIOLOX 8/10 32 MM S
NJ112K ISODUR CABEZA	DE PRÓTESIS 8/10 22.2MM M	NJ106D BIOLOX DELTA
DE PRÓTESIS 8/10 22.2MM M	NJ113K ISODUR CABEZA	CABEZA DE PRÓT.8/10 32MM S
NJ113K ISODUR CABEZA	DE PRÓTESIS 8/10 22.2MM L	NJ107 CABEZA PROTESIS
DE PRÓTESIS 8/10 22.2MM L	NJ116 CABEZA PROTESIS	BIOLOX 8/10 32 MM M
NJ116 CABEZA PROTESIS	BIOLOX 8/10 36 MM S	NJ107D BIOLOX DELTA
BIOLOX 8/10 36 MM S	NJ116D BIOLOX DELTA	CABEZA DE PRÓT.8/10 32MM M
NJ116D BIOLOX DELTA		

IF#2018-08286652-APN-DNPM# MAT

CABEZA DE PRÓT.8/10 36MM S	NJ108 CABEZA PROTESIS
NJ117 CABEZA PROTESIS	BIOLOX 8/10 32 MM L
BIOLOX 8/10 36 MM M	NJ108D BIOLOX DELTA
NJ117D BIOLOX DELTA	CABEZA DE PRÓT.8/10 32MM L
CABEZA DE PRÓT.8/10 36MM	NJ111K ISODUR CABEZA
M	DE PRÓTESIS 8/10 22.2MM S
NJ118 CABEZA PROTESIS	NJ112K ISODUR CABEZA
BIOLOX 8/10 36 MM L	DE PRÓTESIS 8/10 22.2MM M
NJ118D BIOLOX DELTA	NJ113K ISODUR CABEZA
CABEZA DE PRÓT.8/10 36MM L	DE PRÓTESIS 8/10 22.2MM L
NJ119D BIOLOX DELTA	NJ116 CABEZA PROTESIS
CABEZA DE PRÓT.8/10 36MM	BIOLOX 8/10 36 MM S
XL	NJ116D BIOLOX DELTA
NJ121K ISODUR CABEZA	CABEZA DE PRÓT.8/10 36MM S
DE PRÓTESIS 8/10 26MM S	NJ117 CABEZA PROTESIS
NJ122K ISODUR CABEZA	BIOLOX 8/10 36 MM M
DE PRÓTESIS 8/10 26MM M	NJ117D BIOLOX DELTA
NJ123K ISODUR CABEZA	CABEZA DE PRÓT.8/10 36MM M
DE PRÓTESIS 8/10 26MM L	NJ118 CABEZA PROTESIS
NJ124K ISODUR CABEZA	BIOLOX 8/10 36 MM L
DE PRÓTESIS 8/10 26MM XL	NJ118D BIOLOX DELTA
NJ126K ISODUR CABEZA	CABEZA DE PRÓT.8/10 36MM L
DE PRÓTESIS 8/10 32MM S	NJ119D BIOLOX DELTA
NJ127K ISODUR CABEZA	CABEZA DE PRÓT.8/10 36MM
DE PRÓTESIS 8/10 32MM M	XL
NJ128K ISODUR CABEZA	NJ121K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 32MM L	DE PRÓTESIS 8/10 26MM S
NJ129K ISODUR CABEZA	NJ122K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 32MM XL	DE PRÓTESIS 8/10 26MM M
NJ130K ISODUR CABEZA	NJ123K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 32MM XXL	DE PRÓTESIS 8/10 26MM L
NJ131K ISODUR CABEZA	NJ124K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 28MM S	DE PRÓTESIS 8/10 26MM XL
NJ132K ISODUR CABEZA	NJ126K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 28MM M	DE PRÓTESIS 8/10 32MM S
NJ133K ISODUR CABEZA	NJ127K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 28MM L	DE PRÓTESIS 8/10 32MM M
NJ134K ISODUR CABEZA	NJ128K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 28MM XL	DE PRÓTESIS 8/10 32MM L
NJ135K ISODUR CABEZA	NJ129K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 28MM XXL	DE PRÓTESIS 8/10 32MM XL
NJ136K ISODUR CABEZA	NJ130K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 36MM S	DE PRÓTESIS 8/10 32MM XXL
NJ137K ISODUR CABEZA	NJ131K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 36MM M	DE PRÓTESIS 8/10 28MM S
NJ138K ISODUR CABEZA	NJ132K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 36MM L	DE PRÓTESIS 8/10 28MM M
NJ139K ISODUR CABEZA	NJ133K ISODUR CABEZA

IF-2018-08286652-APN-DNPM# MAT

DE PRÓTESIS 8/10 36MM XL	DE PRÓTESIS 8/10 28MM XL
NJ140K ISODUR CABEZA	NJ134K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 8/10 36MM XXL	DE PRÓTESIS 8/10 28MM XL
NJ208T BICONTACT D	NJ135K ISODUR CABEZA
PLASMAPORE 8/10 TAM.8MM	DE PRÓTESIS 8/10 28MM XXL
NJ209T BICONTACT D	NJ136K ISODUR CABEZA
PLASMAPORE 8/10 TAM.9MM	DE PRÓTESIS 8/10 36MM S
NJ210T BICONTACT D	NJ137K ISODUR CABEZA
PLASMAPORE 8/10 TAM.10MM	DE PRÓTESIS 8/10 36MM M
NJ211T BICONTACT D	NJ138K ISODUR CABEZA
PLASMAPORE 8/10 TAM.11MM	DE PRÓTESIS 8/10 36MM L
NJ212T BICONTACT D	NJ139K ISODUR CABEZA
PLASMAPORE 8/10 TAM.12MM	DE PRÓTESIS 8/10 36MM XL
NJ213T BICONTACT D	NJ140K ISODUR CABEZA
PLASMAPORE 8/10 TAM.13MM	DE PRÓTESIS 8/10 36MM XXL
NJ214T BICONTACT D	NJ208T BICONTACT D
PLASMAPORE 8/10 TAM.14MM	PLASMAPORE 8/10 TAM.8MM
NJ215T BICONTACT D	NJ209T BICONTACT D
PLASMAPORE 8/10 TAM.15MM	PLASMAPORE 8/10 TAM.9MM
NJ216T BICONTACT D	NJ210T BICONTACT D
PLASMAPORE 8/10 TAM.16MM	PLASMAPORE 8/10 TAM.10MM
NJ608T BICONTACT E	NJ211T BICONTACT D
PLASMAPORE-μCAP 8/10	PLASMAPORE 8/10 TAM.11MM
TAM.8	NJ212T BICONTACT D
NJ609T BICONTACT E	PLASMAPORE 8/10 TAM.12MM
PLASMAPORE-μCAP 8/10	NJ213T BICONTACT D
TAM.9	PLASMAPORE 8/10 TAM.13MM
NJ610T BICONTACT E	NJ214T BICONTACT D
PLASMAPORE-μCAP 8/10	PLASMAPORE 8/10 TAM.14MM
TAM.10	NJ215T BICONTACT D
NJ611T BICONTACT E	PLASMAPORE 8/10 TAM.15MM
PLASMAPORE-μCAP 8/10	NJ216T BICONTACT D
TAM.11	PLASMAPORE 8/10 TAM.16MM
NJ612T BICONTACT E	NJ608T BICONTACT E
PLASMAPORE-μCAP 8/10	PLASMAPORE-μCAP 8/10 TAM.8
TAM.12	NJ609T BICONTACT E
NJ613T BICONTACT E	PLASMAPORE-μCAP 8/10 TAM.9
PLASMAPORE-μCAP 8/10	NJ610T BICONTACT E
TAM.13	PLASMAPORE-μCAP 8/10
NJ614T BICONTACT E	TAM.10
PLASMAPORE-μCAP 8/10	NJ611T BICONTACT E
TAM.14	PLASMAPORE-μCAP 8/10
NJ615T BICONTACT E	TAM.11
PLASMAPORE-μCAP 8/10	NJ612T BICONTACT E
TAM.15	PLASMAPORE-μCAP 8/10
NJ616T BICONTACT E	TAM.12
PLASMAPORE-μCAP 8/10	NJ613T BICONTACT E
TAM.16	PLASMAPORE-μCAP 8/10

IF-2018-08286652-APN-DNPM# MAT

NJ617T	BICONTACT E	TAM.13
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		NJ614T
TAM.17		BICONTACT E
NJ618T	BICONTACT E	PLASMAPORE- μ CAP 8/10
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		TAM.14
TAM.18		NJ615T
NJ619T	BICONTACT E	BICONTACT E
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
TAM.19		TAM.15
NJ620T	BICONTACT E	NJ616T
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		BICONTACT E
TAM.20		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
NJ628T	BICONTACT E	TAM.16
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		NJ617T
TAM.8H		BICONTACT E
NJ629T	BICONTACT E	PLASMAPORE- μ CAP 8/10
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		TAM.17
TAM.9H		NJ618T
NJ630T	BICONTACT E	BICONTACT E
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
TAM.10H		TAM.18
NJ631T	BICONTACT E	NJ619T
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		BICONTACT E
TAM.11H		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
NJ632T	BICONTACT E	TAM.19
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		NJ620T
TAM.12H		BICONTACT E
NJ6333T	BICONTACT E	PLASMAPORE- μ CAP 8/10
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		TAM.20
TAM.13H		NJ628T
NJ634T	BICONTACT E	BICONTACT E
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
TAM.14H		TAM.8H
NJ635T	BICONTACT E	NJ629T
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		BICONTACT E
TAM.15H		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
NJ636T	BICONTACT E	TAM.9H
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		NJ630T
TAM.16H		BICONTACT E
NJ637T	BICONTACT E	PLASMAPORE- μ CAP 8/10
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		TAM.10H
TAM.17H		NJ631T
NJ638T	BICONTACT E	BICONTACT E
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
TAM.18H		TAM.11H
NJ639T	BICONTACT E	NJ632T
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		BICONTACT E
TAM.19H		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
		TAM.12H
		NJ633T
		BICONTACT E
		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
		TAM.13H
		NJ634T
		BICONTACT E
		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
		TAM.14H
		NJ635T
		BICONTACT E
		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
		TAM.15H
		NJ636T
		BICONTACT E
		PLASMAPORE- μ CAP 8/10

IF-2018-08286652-APN-DNPM#A MAT

NJ640T	BICONTACT E	TAM.16H
PLASMAPORE- μ CAP 8/10		NJ637T
TAM.20H		BICONTACT E
NK012K	BICONTACT COCR	PLASMAPORE- μ CAP 8/10
CEMENTADO 12/14 TAM.12MM		TAM.17H
NK016K	BICONTACT COCR	NJ638T
CEMENTADO 12/14 TAMAÑO		BICONTACT E
16MM		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
NK018K	BICONTACT COCR	TAM.18H
CEMENTADO 12/14 TAMAÑO		NJ639T
18MM		BICONTACT E
NK019K	BIPOLAR CUP	PLASMAPORE- μ CAP 8/10
DI22.2MM DE39MM		TAM.19H
AUTOCENTR.		NJ640T
NK019S	BIPOLAR CUP	BICONTACT E
DI22.2MM DE39MM		PLASMAPORE- μ CAP 8/10
AUTOCENTR.		TAM.20H
NK020K	BIPOLAR CUP	NK012K
DI22.2MM DE40MM		BICONTACT COCR
AUTOCENTR.		CEMENTADO 12/14 TAM.12MM
NK020S	BIPOLAR CUP	NK016K
DI22.2MM DE40MM		BICONTACT COCR
AUTOCENTR.		CEMENTADO 12/14 TAMAÑO
NK021K	BIPOLAR CUP	16MM
DI22.2MM DE41MM		NK018K
AUTOCENTR.		BICONTACT COCR
NK021S	BIPOLAR CUP	CEMENTADO 12/14 TAMAÑO
DI22.2MM DE41MM		18MM
AUTOCENTR.		NK019K
NK022K	BIPOLAR CUP	BIPOLAR CUP
DI22.2MM DE42MM		DI22.2MM DE39MM
AUTOCENTR.		AUTOCENTR.
NK022S	BIPOLAR CUP	NK019S
DI22.2MM DE42MM		BIPOLAR CUP
AUTOCENTR.		DI22.2MM DE39MM
NK023K	BIPOLAR CUP	AUTOCENTR.
DI22.2MM DE43MM		NK020K
AUTOCENTR.		BIPOLAR CUP
NK023S	BIPOLAR CUP	DI22.2MM DE40MM
DI22.2MM DE43MM		AUTOCENTR.
AUTOCENTR.		NK020S
NK024K	BIPOLAR CUP	BIPOLAR CUP
DI22.2MM DE44MM		DI22.2MM DE40MM
AUTOCENTR.		AUTOCENTR.
NK024S	BIPOLAR CUP	NK021K
DI22.2MM DE44MM		BIPOLAR CUP
AUTOCENTR.		DI22.2MM DE41MM
NK025K	BIPOLAR CUP	AUTOCENTR.
		NK021S
		BIPOLAR CUP
		DI22.2MM DE41MM
		AUTOCENTR.
		NK022K
		BIPOLAR CUP
		DI22.2MM DE42MM
		AUTOCENTR.
		NK022S
		BIPOLAR CUP
		DI22.2MM DE42MM
		AUTOCENTR.
		NK023K
		BIPOLAR CUP
		DI22.2MM DE43MM
		AUTOCENTR.

IE-2018-08286652-APN-DNPM#A MAT

DI22.2MM DE45MM AUTOCENTR. NK025S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE45MM AUTOCENTR. NK026K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE46MM AUTOCENTR. NK026S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE46MM AUTOCENTR. NK027K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE47MM AUTOCENTR. NK027S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE47MM AUTOCENTR. NK028K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE48MM AUTOCENTR. NK028S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE48MM AUTOCENTR. NK029K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE49MM AUTOCENTR. NK029S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE49MM AUTOCENTR. NK030K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE50MM AUTOCENTR. NK030S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE50MM AUTOCENTR. NK031K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE51MM AUTOCENTR. NK031S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE51MM AUTOCENTR. NK032K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE52MM AUTOCENTR. NK032S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE52MM AUTOCENTR. NK033K BIPOLAR CUP	NK023S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE43MM AUTOCENTR. NK024K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE44MM AUTOCENTR. NK024S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE44MM AUTOCENTR. NK025K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE45MM AUTOCENTR. NK025S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE45MM AUTOCENTR. NK026K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE46MM AUTOCENTR. NK026S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE46MM AUTOCENTR. NK027K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE47MM AUTOCENTR. NK027S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE47MM AUTOCENTR. NK028K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE48MM AUTOCENTR. NK028S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE48MM AUTOCENTR. NK029K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE49MM AUTOCENTR. NK029S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE49MM AUTOCENTR. NK030K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE50MM AUTOCENTR. NK030S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE50MM AUTOCENTR. NK031K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE51MM AUTOCENTR.
--	--

DI22.2MM DE53MM AUTOCENTR. NK033S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE53MM AUTOCENTR. NK034K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE54MM AUTOCENTR. NK034S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE54MM AUTOCENTR. NK035K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE55MM AUTOCENTR. NK035S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE55MM AUTOCENTR. NK043K BIPOLAR CUP DI28 MM DE43MM AUTOCENTRANTE NK043S BIPOLAR CUP DI28MM DE43MM AUTOCENTRANTE NK044K BIPOLAR CUP DI28 MM DE44MM AUTOCENTRANTE NK044S BIPOLAR CUP DI28MM DE44MM AUTOCENTRANTE NK045K BIPOLAR CUP DI28 MM DE45MM AUTOCENTRANTE NK045S BIPOLAR CUP DI28MM DE45MM AUTOCENTRANTE NK046K BIPOLAR CUP DI28 MM DE46MM AUTOCENTRANTE NK046S BIPOLAR CUP DI28MM DE46MM AUTOCENTRANTE NK047K BIPOLAR CUP DI28MM DE47MM AUTOCENTRANTE NK047S BIPOLAR CUP DI28MM DE47MM AUTOCENTRANTE NK048K BIPOLAR CUP	NK031S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE51MM AUTOCENTR. NK032K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE52MM AUTOCENTR. NK032S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE52MM AUTOCENTR. NK033K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE53MM AUTOCENTR. NK033S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE53MM AUTOCENTR. NK034K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE54MM AUTOCENTR. NK034S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE54MM AUTOCENTR. NK035K BIPOLAR CUP DI22.2MM DE55MM AUTOCENTR. NK035S BIPOLAR CUP DI22.2MM DE55MM AUTOCENTR. NK043K BIPOLAR CUP DI28 MM DE43MM AUTOCENTRANTE NK043S BIPOLAR CUP DI28MM DE43MM AUTOCENTRANTE NK044K BIPOLAR CUP DI28 MM DE44MM AUTOCENTRANTE NK044S BIPOLAR CUP DI28MM DE44MM AUTOCENTRANTE NK045K BIPOLAR CUP DI28 MM DE45MM AUTOCENTRANTE NK045S BIPOLAR CUP DI28MM DE45MM AUTOCENTRANTE NK046K BIPOLAR CUP DI28 MM DE46MM AUTOCENTRANTE NK046S BIPOLAR CUP DI28MM DE46MM AUTOCENTRANTE NK047K BIPOLAR CUP DI28MM DE47MM AUTOCENTRANTE NK047S BIPOLAR CUP DI28MM DE47MM AUTOCENTRANTE NK048K BIPOLAR CUP DI28 MM DE48MM AUTOCENTRANTE
--	--

DI28MM DE48MM	NK046S	BIPOLAR CUP		
AUTOCENTRANTE	DI28MM DE46MM	AUTOCENTRANTE		
NK048S	BIPOLAR CUP	NK047K	BIPOLAR CUP	
DI28MM DE48MM	AUTOCENTRANTE	DI28MM DE47MM	AUTOCENTRANTE	
AUTOCENTRANTE	NK049K	BIPOLAR CUP	NK047S	BIPOLAR CUP
NK049K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE49MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE49MM	AUTOCENTRANTE	NK049S	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	DI28MM DE49MM	AUTOCENTRANTE	NK048K	BIPOLAR CUP
NK049S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE48MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE49MM	AUTOCENTRANTE	NK048S	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK050K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE48MM	AUTOCENTRANTE
NK050K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE50MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE50MM	AUTOCENTRANTE	NK050S	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK050S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE50MM	AUTOCENTRANTE
NK050S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE50MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE50MM	AUTOCENTRANTE	NK051K	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK051K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE51MM	AUTOCENTRANTE
NK051K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE51MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE51MM	AUTOCENTRANTE	NK051S	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK051S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE51MM	AUTOCENTRANTE
NK051S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE51MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE51MM	AUTOCENTRANTE	NK050K	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK052K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE50MM	AUTOCENTRANTE
NK052K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE52MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE52MM	AUTOCENTRANTE	NK050S	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK052S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE50MM	AUTOCENTRANTE
NK052S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE52MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE52MM	AUTOCENTRANTE	NK051K	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK053K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE51MM	AUTOCENTRANTE
NK053K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE53MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE53MM	AUTOCENTRANTE	NK051S	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK053S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE51MM	AUTOCENTRANTE
NK053S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE53MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE53MM	AUTOCENTRANTE	NK052K	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK054K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE52MM	AUTOCENTRANTE
NK054K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE54MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE54MM	AUTOCENTRANTE	NK052S	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK054S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE52MM	AUTOCENTRANTE
NK054S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE54MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE54MM	AUTOCENTRANTE	NK053K	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK055K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE53MM	AUTOCENTRANTE
NK055K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE55MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE55MM	AUTOCENTRANTE	NK053S	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK055S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE53MM	AUTOCENTRANTE
NK055S	BIPOLAR CUP	DI28MM DE55MM	AUTOCENTRANTE	
DI28MM DE55MM	AUTOCENTRANTE	NK054K	BIPOLAR CUP	
AUTOCENTRANTE	NK056K	BIPOLAR CUP	DI28MM DE54MM	AUTOCENTRANTE
NK056K	BIPOLAR CUP			

IF-2018-08286652-APN-DNPM#AN MAT

DI28MM DE56MM AUTOCENTRANTE NK057K BIPOLAR CUP DI28MM DE57MM AUTOCENTRANTE NK058K BIPOLAR CUP DI28MM DE58MM AUTOCENTRANTE NK059K BIPOLAR CUP DI28MM DE59MM AUTOCENTRANTE NK060K BIPOLAR CUP DI28MM DE60MM AUTOCENTRANTE NK081K CENTRAMENT COCR 12/14 140MM TAM.6S NK082K CENTRAMENT COCR 12/14 150MM TAM.8 NK083K CENTRAMENT COCR 12/14 155MM TAM.10 NK084K CENTRAMENT COCR 12/14 160MM TAM.12 NK085K CENTRAMENT COCR 12/14 220MM TAM.12L NK086K CENTRAMENT COCR 12/14 165MM TAM.14 NK088 CENTRALIZADOR TAM.8MM NK089 CENTRALIZADOR TAM.9MM NK090 CENTRALIZADOR TAM.10MM NK091 CENTRALIZADOR TAM.11MM NK092 CENTRALIZADOR TAM.12MM NK093 CENTRALIZADOR TAM.13MM NK094 CENTRALIZADOR TAM.14MM NK095 CENTRALIZADOR TAM.15MM NK096 CENTRALIZADOR TAM.16MM NK097 CENTRALIZADOR TAM.17MM NK098 CENTRALIZADOR TAM.18MM	NK054S BIPOLAR CUP DI28MM DE54MM AUTOCENTRANTE NK055K BIPOLAR CUP DI28MM DE55MM AUTOCENTRANTE NK055S BIPOLAR CUP DI28MM DE55MM AUTOCENTRANTE NK056K BIPOLAR CUP DI28MM DE56MM AUTOCENTRANTE NK057K BIPOLAR CUP DI28MM DE57MM AUTOCENTRANTE NK058K BIPOLAR CUP DI28MM DE58MM AUTOCENTRANTE NK059K BIPOLAR CUP DI28MM DE59MM AUTOCENTRANTE NK060K BIPOLAR CUP DI28MM DE60MM AUTOCENTRANTE NK081K CENTRAMENT COCR 12/14 140MM TAM.6S NK082K CENTRAMENT COCR 12/14 150MM TAM.8 NK083K CENTRAMENT COCR 12/14 155MM TAM.10 NK084K CENTRAMENT COCR 12/14 160MM TAM.12 NK085K CENTRAMENT COCR 12/14 220MM TAM.12L NK086K CENTRAMENT COCR 12/14 165MM TAM.14 NK088 CENTRALIZADOR TAM.8MM NK089 CENTRALIZADOR TAM.9MM NK090 CENTRALIZADOR TAM.10MM NK091 CENTRALIZADOR TAM.11MM NK092 CENTRALIZADOR TAM.12MM NK093 CENTRALIZADOR TAM.13MM
---	--

NK101 CENTRALIZADOR TAM.11,5MM	NK094 CENTRALIZADOR TAM.14 MM
NK104 CENTRALIZADOR TAM.14,5MM	NK095 CENTRALIZADOR TAM.15 MM
NK107 CENTRALIZADOR TAM.17,5MM	NK096 CENTRALIZADOR TAM.16MM
NK110T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.10MM	NK097 CENTRALIZADOR TAM.17MM
NK111T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.11MM	NK098 CENTRALIZADOR TAM.18MM
NK112T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.12MM	NK101 CENTRALIZADOR TAM.11,5MM
NK113T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.13MM	NK104 CENTRALIZADOR TAM.14,5MM
NK114T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.14MM	NK107 CENTRALIZADOR TAM.17,5MM
NK115T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.15MM	NK110T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.10MM
NK116T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.16MM	NK111T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.11MM
NK117T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.17MM	NK112T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.12MM
NK118T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.18MM	NK113T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.13MM
NK119T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.19MM	NK114T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.14MM
NK121T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.21MM	NK115T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.15MM
NK210T BICONTACT REV 12/14 TAM.11SD/220MM RECTO	NK116T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.16MM
NK211T BICONTACT REV 12/14 TAM.11/220MM RECTO	NK117T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.17MM
NK212T BICONTACT REV 12/14 TAM.13SD/230MM RECTO	NK118T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.18MM
NK213T BICONTACT REV 12/14 TAM.13/230MM RECTO	NK119T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.19MM
	NK121T BICONTACT H PLASMAPORE 12/14 TAM.21MM
	NK210T BICONTACT REV 12/14 TAM.11SD/220MM RECTO
	NK211T BICONTACT REV 12/14 TAM.11/220MM RECTO
	NK212T BICONTACT REV 12/14 TAM.13SD/230MM RECTO
	NK213T BICONTACT REV 12/14 TAM.13/230MM RECTO

IF-2018-08236652-APN-DNPM#ANMAT

12/14 TAM.13/230MM RECTO	NK215T	BICONTACT REV
NK215T	BICONTACT REV	12/14 TAM.15/240MM RECTO
12/14 TAM.15/240MM RECTO	NK217T	BICONTACT REV
NK217T	BICONTACT REV	12/14 TAM.17/250MM RECTO
12/14 TAM.17/250MM RECTO	NK219T	BICONTACT REV
NK219T	BICONTACT REV	12/14 TAM.19/250MM RECTO
12/14 TAM.19/250MM RECTO	NK224T	BICONTACT REV
NK224T	BICONTACT REV	12/14 TAM.17/340MM DER.
12/14 TAM.17/340MM DER.	NK225T	BICONTACT REV
NK225T	BICONTACT REV	12/14 TAM.17/380MM DER.
12/14 TAM.17/380MM DER.	NK226T	BICONTACT REV
NK226T	BICONTACT REV	12/14 TAM.19/340MM DER.
12/14 TAM.19/340MM DER.	NK227T	BICONTACT REV
NK227T	BICONTACT REV	12/14 TAM.19/380MM DER.
12/14 TAM.19/380MM DER.	NK228T	BICONTACT REV
NK228T	BICONTACT REV	12/14 TAM.19+/340MM DER.
12/14 TAM.19+/340MM DER.	NK229T	BICONTACT REV
NK229T	BICONTACT REV	12/14 TAM.19+/380MM DER.
12/14 TAM.19+/380MM DER.	NK230T	BICONTACT REV
NK230T	BICONTACT REV	12/14 TAM.19++/340MM DER.
12/14 TAM.19++/340MM DER.	NK231T	BICONTACT REV
NK231T	BICONTACT REV	12/14 TAM.19++/380MM DER.
12/14 TAM.19++/380MM DER.	NK235T	BICONTACT REV
NK235T	BICONTACT REV	12/14 TAM.15/290MM RECTO
12/14 TAM.15/290MM RECTO	NK237T	BICONTACT REV
NK237T	BICONTACT REV	12/14 TAM.17/300MM RECTO
12/14 TAM.17/300MM RECTO	NK239T	BICONTACT REV
NK239T	BICONTACT REV	12/14 TAM.19/300MM RECTO
12/14 TAM.19/300MM RECTO	NK242T	BICONTACT REV
NK242T	BICONTACT REV	12/14 TAM.19+/300MM RECTO
12/14 TAM.19+/300MM	NK243T	BICONTACT REV
RECTO		12/14 TAM.19++/300MM
NK243T	BICONTACT REV	RECTO
12/14 TAM.19++/300MM		NK276T
RECTO		BICONTACT REV
NK276T	BICONTACT REV	12/14 SZ 15/ 290MM
12/14 SZ 15/ 290MM		DERECHO
DERECHO		NK277T
NK277T	BICONTACT REV	BICONTACT REV
12/14 TAM.17/300MM DER.		12/14 TAM.17/300MM DER.
NK279T	BICONTACT REV	NK279T
12/14 TAM.19/300MM DER.		BICONTACT REV
NK282T	BICONTACT REV	12/14 TAM.19/300MM DER.
12/14 TAM.19+/300MM DER.		NK282T
NK283T	BICONTACT REV	BICONTACT REV
12/14 TAM.19+/300MM DER.		12/14 TAM.19+/300MM DER.
NK283T	BICONTACT REV	NK283T
12/14 TAM.19++/300MM DER.		BICONTACT REV
NK310K	BICONTACT H	12/14 TAM.19++/300MM DER.
COCR CEMENTADO 12/14 SZ		NK310K
		BICONTACT H
		COCR CEMENTADO 12/14 SZ
		10 MM
		NK312K
		BICONTACT H

IF-2018-08236652-APN-DNPM#ANMAT

10 MM	COCR CEMENT.12/14
NK312K BICONTACT H	TAM.12MM
COCR CEMENT.12/14	NK314K BICONTACT H
TAM.12MM	COCR CEMENT.12/14
NK314K BICONTACT H	TAM.14MM
COCR CEMENT.12/14	NK316K BICONTACT H
TAM.14MM	COCR CEMENT.12/14
NK316K BICONTACT H	TAM.16MM
COCR CEMENT.12/14	NK318K BICONTACT H
TAM.16MM	COCR CEMENT.12/14
NK318K BICONTACT H	TAM.18MM
COCR CEMENT.12/14	NK330K ISODUR CABEZA
TAM.18MM	DE PRÓTESIS 12/14 22.2MM M
NK330K ISODUR CABEZA	NK331K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 12/14 22.2MM M	DE PRÓTESIS 12/14 22.2MM L
NK331K ISODUR CABEZA	NK334T BICONTACT REV
DE PRÓTESIS 12/14 22.2MM L	12/14 TAM.17/340MM IZQ.
NK334T BICONTACT REV	NK335T BICONTACT REV
12/14 TAM.17/340MM IZQ.	12/14 TAM.17/380MM IZQ.
NK335T BICONTACT REV	NK336T BICONTACT REV
12/14 TAM.17/380MM IZQ.	12/14 TAM.19/340MM IZQ.
NK336T BICONTACT REV	NK337T BICONTACT REV
12/14 TAM.19/340MM IZQ.	12/14 TAM.19/380MM IZQ.
NK337T BICONTACT REV	NK338T BICONTACT REV
12/14 TAM.19/380MM IZQ.	12/14 TAM.19+/340MM IZQ.
NK338T BICONTACT REV	NK339T BICONTACT REV
12/14 TAM.19+/340MM IZQ.	12/14 TAM.19+/380MM IZQ.
NK339T BICONTACT REV	NK340T BICONTACT REV
12/14 TAM.19+/380MM IZQ.	12/14 TAM.19++/340MM IZQ.
NK340T BICONTACT REV	NK341T BICONTACT REV
12/14 TAM.19++/340MM IZQ.	12/14 TAM.19++/380MM IZQ.
NK341T BICONTACT REV	NK375T BICONTACT REV
12/14 TAM.19++/380MM IZQ.	12/14 TAM.15/290MM IZQ.
NK375T BICONTACT REV	NK377T BICONTACT REV
12/14 TAM.15/290MM IZQ.	12/14 TAM.17/300MM IZQ.
NK377T BICONTACT REV	NK379T BICONTACT REV
12/14 TAM.17/300MM IZQ.	12/14 TAM.19/300MM IZQ.
NK379T BICONTACT REV	NK382T BICONTACT REV
12/14 TAM.19/300MM IZQ.	12/14 TAM.19+/300MM IZQ.
NK382T BICONTACT REV	NK383T BICONTACT REV
12/14 TAM.19+/300MM IZQ.	12/14 TAM.19++/300MM IZQ.
NK383T BICONTACT REV	NK389K ISODUR CABEZA
12/14 TAM.19++/300MM IZQ.	DE PRÓTESIS 12/14 26MM S
NK389K ISODUR CABEZA	NK390K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 12/14 26MM S	DE PRÓTESIS 12/14 26MM M
NK390K ISODUR CABEZA	NK391K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 12/14 26MM M	DE PRÓTESIS 12/14 26MM L
NK391K ISODUR CABEZA	NK392K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 12/14 26MM L	
NK392K ISODUR CABEZA	

IF-2018-08236652-APN-DNPM#ANMAT

DE PRÓTESIS 12/14 26MM L NK392K ISODUR CABEZA	DE PRÓTESIS 12/14 26MM XL NK429K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 12/14 26MM XL NK429K ISODUR CABEZA	DE PRÓTESIS 12/14 28MM S NK430K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 12/14 28MM S NK430K ISODUR CABEZA	DE PRÓTESIS 12/14 28MM M NK431K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 12/14 28MM M NK431K ISODUR CABEZA	DE PRÓTESIS 12/14 28MM L NK432K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 12/14 28MM L NK432K ISODUR CABEZA	DE PRÓTESIS 12/14 28MM XL NK433K ISODUR CABEZA
DE PRÓTESIS 12/14 28MM XL NK433K ISODUR CABEZA	DE PRÓTESIS 12/14 28MM XXL NK435 BIOLOX DELTA CABEZA
DE PRÓTESIS 12/14 28MM XXL NK435 BIOLOX DELTA CABEZA	REVIS.12/14 28MM S NK436 BIOLOX DELTA CABEZA
REVIS.12/14 28MM S NK436 BIOLOX DELTA CABEZA	REVIS.12/14 28MM M NK437 BIOLOX DELTA CABEZA
REVIS.12/14 28MM M NK437 BIOLOX DELTA CABEZA	REVIS.12/14 28MM L NK438 BIOLOX DELTA CABEZA
REVIS.12/14 28MM L NK438 BIOLOX DELTA CABEZA	REVIS.12/14 28MM XL NK460 CABEZA PROTESIS
REVIS.12/14 28MM XL NK460 CABEZA PROTESIS	BIOLOX 12/14 28 MM S NK460D BIOLOX DELTA
BIOLOX 12/14 28 MM S NK460D BIOLOX DELTA	CABEZA PRÓT.12/14 28MM S NK461 BIOLOX CABEZA DE
CABEZA PRÓT.12/14 28MM S NK461 BIOLOX CABEZA DE	PRÓTESIS 12/14 28MM M NK461D BIOLOX DELTA
PRÓTESIS 12/14 28MM M NK461D BIOLOX DELTA	CABEZA PRÓT.12/14 28MM M NK462 BIOLOX CABEZA DE
CABEZA PRÓT.12/14 28MM M NK462 BIOLOX CABEZA DE	PRÓTESIS 12/14 28MM L NK462D BIOLOX DELTA
PRÓTESIS 12/14 28MM L NK462D BIOLOX DELTA	CABEZA PRÓT.12/14 28MM L NK508T BICONTACT S
CABEZA PRÓT.12/14 28MM L NK508T BICONTACT S	PLASMAPORE 12/14 TAM.8MM NK509T BICONTACT S
PLASMAPORE 12/14 TAM.8MM NK509T BICONTACT S	PLASMAPORE 12/14 TAM.9MM NK510T BICONTACT S
PLASMAPORE 12/14 TAM.9MM NK510T BICONTACT S	PLASMAPORE 12/14 TAM.10MM NK511T BICONTACT S
PLASMAPORE 12/14 TAM.10MM NK511T BICONTACT S	PLASMAPORE 12/14 TAM.11MM NK512T BICONTACT S
PLASMAPORE 12/14 TAM.11MM NK512T BICONTACT S	PLASMAPORE 12/14 TAM.12MM NK513T BICONTACT S
PLASMAPORE 12/14 TAM.12MM NK513T BICONTACT S	PLASMAPORE 12/14 TAM.13MM NK514T BICONTACT S
PLASMAPORE 12/14 TAM.13MM NK514T BICONTACT S	PLASMAPORE 12/14 TAM.14MM NK515T BICONTACT S
PLASMAPORE 12/14 TAM.14MM NK515T BICONTACT S	PLASMAPORE 12/14 TAM.15MM NK516T BICONTACT S
PLASMAPORE 12/14 TAM.15MM NK516T BICONTACT S	

IF-2018-08236652-APN-DNPM#ANMAT

TAM.13MM	PLASMAPORE 12/14 TAM. 13MM
NK514T BICONTACT S	NK517T BICONTACT S
PLASMAPORE 12/14	PLASMAPORE 12/14 TAM. 17MM
TAM.14MM	NK518T BICONTACT S
NK515T BICONTACT S	PLASMAPORE 12/14 TAM. 18MM
PLASMAPORE 12/14	NK519T BICONTACT S
TAM.15MM	PLASMAPORE 12/14 TAM. 19MM
NK516T BICONTACT S	NK520T BICONTACT S
PLASMAPORE 12/14	PLASMAPORE 12/14 TAM. 20MM
TAM.16MM	NK521T BICONTACT S
NK517T BICONTACT S	PLASMAPORE 12/14
PLASMAPORE 12/14	TAM.21MM
TAM.17MM	NK529K ISODUR CABEZA
NK518T BICONTACT S	DE PRÓTESIS 12/14 32MM S
PLASMAPORE 12/14	NK530K ISODUR CABEZA
TAM.18MM	DE PRÓTESIS 12/14 32MM M
NK519T BICONTACT S	NK531K ISODUR CABEZA
PLASMAPORE 12/14	DE PRÓTESIS 12/14 32MM L
TAM.19MM	NK532K ISODUR CABEZA
NK520T BICONTACT S	DE PRÓTESIS 12/14 32MM XL
PLASMAPORE 12/14	NK533K ISODUR CABEZA
TAM.20MM	DE PRÓTESIS 12/14 32MM XXL
NK521T BICONTACT S	NK535 BIOLOX DELTA CABEZA
PLASMAPORE 12/14	REVIS.12/14 32MM S
TAM.21MM	NK536 BIOLOX DELTA CABEZA
NK529K ISODUR CABEZA	REVIS.12/14 32MM M
DE PRÓTESIS 12/14 32MM S	NK537 BIOLOX DELTA CABEZA
NK530K ISODUR CABEZA	REVIS.12/14 32MM L
DE PRÓTESIS 12/14 32MM M	NK538 BIOLOX DELTA CABEZA
NK531K ISODUR CABEZA	REVIS.12/14 32MM XL
DE PRÓTESIS 12/14 32MM L	NK542K CABEZA
NK532K ISODUR CABEZA	UNIPOLAR ISODOUR 12/14
DE PRÓTESIS 12/14 32MM XL	TAM. 42 MM
NK533K ISODUR CABEZA	NK548K CABEZA
DE PRÓTESIS 12/14 32MM XXL	UNIPOLAR ISODOUR 12/14
NK535 BIOLOX DELTA CABEZA	TAM. 48 MM
REVIS.12/14 32MM S	NK552K CABEZA
NK536 BIOLOX DELTA CABEZA	UNIPOLAR ISODOUR 12/14
REVIS.12/14 32MM M	TAM. 52 MM
NK537 BIOLOX DELTA CABEZA	NK560 BIOLOX CABEZA DE
REVIS.12/14 32MM L	PRÓTESIS 12/14 32MM S
NK538 BIOLOX DELTA CABEZA	NK560D BIOLOX DELTA
REVIS.12/14 32MM XL	CABEZA PRÓT.12/14 32MM S
NK542K CABEZA	NK561 BIOLOX CABEZA DE
UNIPOLAR ISODOUR 12/14	PRÓTESIS 12/14 32MM M
TAM. 42 MM	NK561D BIOLOX DELTA
NK548K CABEZA	CABEZA PRÓT.12/14 32MM M
UNIPOLAR ISODOUR 12/14	NK562 BIOLOX CABEZA DE
	PRÓTESIS 12/14 32MM L

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

TAM. 48 MM	NK562D	BIOLOX DELTA	CABEZA PRÓT.12/14 32MM L
NK552K CABEZA	NK563D	BIOLOX DELTA	CABEZA PRÓT.12/14 32MM XL
UNIPOLAR ISODOUR 12/14	NK610K	BICONTACT S	COCR CEMENT.12/14
TAM. 52 MM			TAM.10MM
NK560 BIOLOX CABEZA DE	NK612K	BICONTACT S	COCR CEMENT.12/14
PRÓTESIS 12/14 32MM S			TAM.12MM
NK560D BIOLOX DELTA	NK614K	BICONTACT S	COCR CEMENT.12/14
CABEZA PRÓT.12/14 32MM S			TAM.14MM
NK561 BIOLOX CABEZA DE	NK616K	BICONTACT S	COCR CEMENT.12/14
PRÓTESIS 12/14 32MM M			TAM.16MM
NK561D BIOLOX DELTA	NK618K	BICONTACT S	COCR CEMENT.12/14
CABEZA PRÓT.12/14 32MM M			TAM.18MM
NK562 BIOLOX CABEZA DE	NK620T	BICONTACT TI	CEMENTADO 12/14 TAM.10MM
PRÓTESIS 12/14 32MM L			NK621T BICONTACT TI
NK562D BIOLOX DELTA			CEMENTADO 12/14 TAM.11MM
CABEZA PRÓT.12/14 32MM L			NK622T BICONTACT TI
NK563D BIOLOX DELTA			CEMENTADO 12/14 TAM.12MM
CABEZA PRÓT.12/14 32MM XL			NK623T BICONTACT TI
NK610K BICONTACT S			CEMENTADO 12/14 TAM.13MM
COCR CEMENT.12/14			NK624T BICONTACT TI
TAM.10MM			CEMENTADO 12/14 TAM.14MM
NK612K BICONTACT S			NK625T BICONTACT TI
COCR CEMENT.12/14			CEMENTADO 12/14 TAM.15MM
TAM.12MM			NK626T BICONTACT TI
NK614K BICONTACT S			CEMENTADO 12/14 TAM.16MM
COCR CEMENT.12/14			NK627T BICONTACT TI
TAM.14MM			
NK616K BICONTACT S			
COCR CEMENT.12/14			
TAM.16MM			
NK618K BICONTACT S			
COCR CEMENT.12/14			
TAM.18MM			
NK620T BICONTACT TI			
CEMENTADO 12/14 TAM.10MM			
NK621T BICONTACT TI			
CEMENTADO 12/14 TAM.11MM			
NK622T BICONTACT TI			
CEMENTADO 12/14 TAM.12MM			
NK623T BICONTACT TI			
CEMENTADO 12/14 TAM.13MM			
NK624T BICONTACT TI			
CEMENTADO 12/14 TAM.14MM			
NK625T BICONTACT TI			
CEMENTADO 12/14 TAM.15MM			
NK626T BICONTACT TI			
CEMENTADO 12/14 TAM.16MM			
NK627T BICONTACT TI			

IF-2018-08286652-APN-DNPM#A...

CEMENTADO 12/14 TAM.17MM NK628T BICONTACT TI	PLASMAPORE 12/14 TAM. 21MM NK713T BICONTACT TI
CEMENTADO 12/14 TAM.18MM NK629T BICONTACT TI	PLASMAPORE 12/14 TAM. 24MM NK714T BICONTACT TI
CEMENTADO 12/14 TAM.19MM NK631T BICONTACT TI	PLASMAPORE 12/14 TAM. 26MM NK715T BICONTACT TI
CEMENTADO 12/14 TAM.21MM NK709T BICONTACT SD	PLASMAPORE 12/14 TAM. 28MM NK716T BICONTACT TI
PLASMAPORE 12/14 TAM.9MM NK710T BICONTACT SD	PLASMAPORE 12/14 TAM. 31MM NK723T BICONTACT TI
PLASMAPORE 12/14 TAM.10MM	PLASMAPORE 12/14 TAM. 33MM NK726T BICONTACT TI
NK711T BICONTACT SD	PLASMAPORE 12/14 TAM. 36MM NK728T BICONTACT TI
PLASMAPORE 12/14 TAM.11MM	PLASMAPORE 12/14 TAM. 38MM NK729T BICONTACT TI
NK712T BICONTACT SD	PLASMAPORE 12/14 TAM. 40MM NK810 COTILO PE 22.2MM
PLASMAPORE 12/14 TAM.12MM	40MM NK812 COTILO PE 22.2MM
NK713T BICONTACT SD	42MM NK814 CUPULA PE 22,2 MM 44
PLASMAPORE 12/14 TAM.13MM	MM NK816 CUPULA PE 22,2 MM 46
NK714T BICONTACT SD	MM NK818 CUPULA PE 22,2 MM 48
PLASMAPORE 12/14 TAM.14MM	MM NK820 CUPULA PE 22,2 MM 50
NK715T BICONTACT SD	MM NK822 CUPULA PE 22,2 MM 52
PLASMAPORE 12/14 TAM.15MM	MM NK824 CUPULA PE 22,2 MM 54
NK716T BICONTACT SD	MM NK826 CUPULA PE 22,2 MM 56
PLASMAPORE 12/14 TAM.16MM	MM NK828 CUPULA PE 22,2 MM 58
NK723T BICONTACT	MM NK842 COTILO PE 28MM 60MM
PLASMAPORE 12/14 TAMAÑO 13MM	NK844 COTILO PE 28MM 62MM
NK726T BICONTACT	NK846 COTILO PE 28MM 64MM
PLASMAPORE 12/14 TAMAÑO 16MM	NK848 COTILO PE 28MM 66MM
NK728T BICONTACT	NK850 COTILO PE 28MM 68MM
PLASMAPORE 12/14 TAMAÑO 18MM	NK852 COTILO PE 28MM 70MM
NK729T BICONTACT	NK854 COTILO PE 28MM 72MM
PLASMAPORE 12/14 TAMAÑO 19MM	
NK810 COTILO PE 22.2MM 40MM	
NK812 COTILO PE 22.2MM 42MM	
NK814 COTILO PE 22,2 MM 44 MM	

IF-2018-08286652-APN-DNPM#A MAT

NK816 CUPULA PE 22,2 MM 46 MM	NK855 COTILO PE 28MM 42MM
NK818 CUPULA PE 22,2 MM 48 MM	NK858 COTILO PE 28MM 44MM
NK820 CUPULA PE 22,2 MM 50 MM	NK870 COTILO PE 28MM 46MM
NK822 CUPULA PE 22,2 MM 52 MM	NK872 COTILO PE 28MM 48MM
NK824 CUPULA PE 22,2 MM 54 MM	NK874 COTILO PE 28MM 50MM
NK826 CUPULA PE 22,2 MM 56 MM	NK930T BICONTACT MS
NK828 CUPULA PE 22,2 MM 58 MM	PLASMAPORE 12/14 TAM.10MM
NK842 COTILO PE 28MM 42MM	NK931T BICONTACT MS
NK844 COTILO PE 28MM 44MM	PLASMAPORE 12/14 TAM.11MM
NK846 COTILO PE 28MM 46MM	NK932T BICONTACT MS
NK848 COTILO PE 28MM 48MM	PLASMAPORE 12/14 TAM.12MM
NK850 COTILO PE 28MM 50MM	NK933T BICONTACT MS
NK852 COTILO PE 28MM 52MM	PLASMAPORE 12/14 TAM.13MM
NK854 COTILO PE 28MM 54MM	NK934T BICONTACT MS
NK856 COTILO PE 28MM 56MM	PLASMAPORE 12/14 TAM.14MM
NK858 COTILO PE 28MM 58MM	NK935T BICONTACT MS
NK870 COTILO PE 28MM 60MM	PLASMAPORE 12/14 TAM.15MM
NK872 COTILO PE 28MM 62MM	NK936T BICONTACT MS
NK874 COTILO PE 28MM 64MM	PLASMAPORE 12/14 TAM.16MM
NK930T BICONTACT MS	NK937T BICONTACT MS
PLASMAPORE 12/14 TAM.10MM	
NK931T BICONTACT MS	NK855 COTILO PE 28MM 42MM
PLASMAPORE 12/14 TAM.11MM	NK858 COTILO PE 28MM 44MM
NK932T BICONTACT MS	NK870 COTILO PE 28MM 46MM
PLASMAPORE 12/14 TAM.12MM	NK872 COTILO PE 28MM 48MM
NK933T BICONTACT MS	NK874 COTILO PE 28MM 50MM
PLASMAPORE 12/14 TAM.13MM	NK930T BICONTACT MS
NK934T BICONTACT MS	PLASMAPORE 12/14 TAM.10MM
PLASMAPORE 12/14 TAM.14MM	NK931T BICONTACT MS
NK935T BICONTACT MS	PLASMAPORE 12/14 TAM.11MM
PLASMAPORE 12/14 TAM.15MM	NK932T BICONTACT MS
NK936T BICONTACT MS	PLASMAPORE 12/14 TAM.12MM
PLASMAPORE 12/14 TAM.16MM	NK933T BICONTACT MS
NK937T BICONTACT MS	PLASMAPORE 12/14 TAM.13MM
	NK934T BICONTACT MS
	PLASMAPORE 12/14 TAM.14MM
	NK935T BICONTACT MS
	PLASMAPORE 12/14 TAM.15MM
	NK936T BICONTACT MS
	PLASMAPORE 12/14 TAM.16MM
	NK937T BICONTACT MS
	PLASMAPORE 12/14 TAM.17MM
	NK938T BICONTACT MS
	PLASMAPORE 12/14 TAM.18MM
	NK939T BICONTACT MS
	PLASMAPORE 12/14 TAM.19MM
	NK941T BICONTACT MS
	PLASMAPORE 12/14 TAM.21MM
	NT1044 PLACA RX MONTAJE CEMENTADA BICONTACT SD SECT. COMPACTO
	NK750D BIOLOX DELTA CABEZA PRÓT.12/14 40MM XL
	NK751D BIOLOX DELTA CABEZA PRÓT.12/14 40MM XL
	NK752D BIOLOX DELTA CABEZA PRÓT.12/14 40MM XL
	NK753D BIOLOX DELTA CABEZA PRÓT.12/14 40MM XL
	NK769K ISODUR CEMENTADA DE PRÓTESIS 12/14 40MM XL
	NK770K ISODUR CEMENTADA DE PRÓTESIS 12/14 40MM XL
	NK771K ISODUR CEMENTADA DE PRÓTESIS 12/14 40MM XL

IE-2018-08286652-APN-DNPM#ANEXO 1

PLASMAPORE 12/14 TAMAÑO 17MM	DE PRÓTESIS 12/14 40MM S
NK938T BICONTACT MS	NK772K ISODUR CABEZA
PLASMAPORE 12/14 TAMAÑO 18MM	DE PRÓTESIS 12/14 40MM XL
NK939T BICONTACT MS	NK773K ISODUR CABEZA
PLASMAPORE 12/14 TAMAÑO 19MM	DE PRÓTESIS 12/14 40MM XL
NK941T BICONTACT MS	NK635 BIOLOX DELTA CABEZA
PLASMAPORE 12/14 TAMAÑO 21MM	REVIS.12/14 36MM S
NT1044 PLACA RX NO CEMENTADA BICONTAC E	NK636 BIOLOX DELTA CABEZA
NT106 BICONTACT SD SET COMPACTO	REVIS.12/14 36MM M
NK750D BIOLOX DELTA CABEZA PRÓT.12/14 40MM S	NK637 BIOLOX DELTA CABEZA
NK751D BIOLOX DELTA CABEZA PRÓT.12/14 40MM M	REVIS.12/14 36MM L
NK752D BIOLOX DELTA CABEZA PRÓT.12/14 40MM L	NK638 BIOLOX DELTA CABEZA
NK753D BIOLOX DELTA CABEZA PRÓT.12/14 40MM XL	REVIS.12/14 36MM XL
NK769K ISODUR CABEZA DE PRÓTESIS 12/14 40MM S	NK650 BIOLOX CABEZA DE
NK770K ISODUR CABEZA DE PRÓTESIS 12/14 40MM M	PRÓTESIS 12/14 36MM S
NK771K ISODUR CABEZA DE PRÓTESIS 12/14 40MM L	NK650D BIOLOX DELTA
NK772K ISODUR CABEZA DE PRÓTESIS 12/14 40MM XL	CABEZA PRÓT.12/14 36MM S
NK773K ISODUR CABEZA DE PRÓTESIS 12/14 40MM XXL	NK651 BIOLOX CABEZA DE
NK635 BIOLOX DELTA CABEZA REVIS.12/14 36MM S	PRÓTESIS 12/14 36MM M
NK636 BIOLOX DELTA CABEZA REVIS.12/14 36MM M	NK651D BIOLOX DELTA
NK637 BIOLOX DELTA CABEZA REVIS.12/14 36MM L	CABEZA PRÓT.12/14 36MM M
NK638 BIOLOX DELTA CABEZA REVIS.12/14 36MM XL	NK652 BIOLOX CABEZA DE
NK650 BIOLOX CABEZA DE PRÓTESIS 12/14 36MM S	PRÓTESIS 12/14 36MM L
NK650D BIOLOX DELTA CABEZA PRÓT.12/14 36MM S	NK652D BIOLOX DELTA
NK651 BIOLOX CABEZA DE PRÓTESIS 12/14 36MM M	CABEZA PRÓT.12/14 36MM M
NK651D BIOLOX DELTA	NK653D BIOLOX DELTA
	CABEZA PRÓT.12/14 36MM XL
	NK669K ISODUR CABEZA
	DE PRÓTESIS 12/14 36MM S
	NK670K ISODUR CABEZA
	DE PRÓTESIS 12/14 36MM M
	NK671K ISODUR CABEZA
	DE PRÓTESIS 12/14 36MM XL
	NK672K ISODUR CABEZA
	DE PRÓTESIS 12/14 36MM S
	NK673K ISODUR CABEZA
	DE PRÓTESIS 12/14 36MM XL
	NK908 IMSET TAPÓN
	INTRAMEDULAR RESORBIBLE
	8MM
	NK910 IMSET TAPÓN
	INTRAMEDULAR RESORBIBLE
	10MM
	NK912 IMSET TAPÓN
	INTRAMEDULAR RESORBIBLE
	12MM
	NK914 IMSET TAPÓN
	INTRAMEDULAR RESORBIBLE

IF-2018-08286652-APN-DNPM#A... AT

CABEZA PRÓT.12/14 36MM M	14MM
NK652 BIOLOX CABEZA DE	NK916 IMSET TAPÓN
PRÓTESIS 12/14 36MM L	INTRAMEDULAR RESORBIBLE
NK652D BIOLOX DELTA	16MM
CABEZA PRÓT.12/14 36MM L	NK918 IMSET TAPÓN
NK653D BIOLOX DELTA	INTRAMEDULAR RESORBIBLE
CABEZA PRÓT.12/14 36MM XL	18MM
NK669K ISODUR CABEZA	JK446 CUBETA PARA
DE PRÓTESIS 12/14 36MM S	CONTENEDOR 1/1
NK670K ISODUR CABEZA	ALTURA:247MM
DE PRÓTESIS 12/14 36MM M	JK488 BASE TAPA INFERIOR
NK671K ISODUR CABEZA	1/1-CONT.ORO
DE PRÓTESIS 12/14 36MM L	KH113R MARTILLO
NK672K ISODUR CABEZA	C.RANURA P.GANCHOS D
DE PRÓTESIS 12/14 36MM XL	EXTRAC.
NK673K ISODUR CABEZA	ND017R BARRA
DE PRÓTESIS 12/14 36MM XXL	TRANSVERSAL
NK908 IMSET TAPÓN	P.OSTEOPROFILADOR
INTRAMEDULAR RESORBIBLE	ND060R INSTRUM.
8MM	IMPACT. P/PROTESIS
NK910 IMSET TAPÓN	CADERA/CABEZ
INTRAMEDULAR RESORBIBLE	ND359R BROCA D8,0
10MM	C.MANGO EN T
NK912 IMSET TAPÓN	ND375R INSTRUMENTO
INTRAMEDULAR RESORBIBLE	EXTRACCION P/CABEZAS
12MM	CERAMICAS
NK914 IMSET TAPÓN	ND830R INSTR.DE
INTRAMEDULAR RESORBIBLE	IMPACCIÓN P.VÁST.DE
14MM	PRÓTESES
NK916 IMSET TAPÓN	ND855R INSTR.DE
INTRAMEDULAR RESORBIBLE	EXTRACCIÓN P.VÁST.DE
16MM	PRÓTESES
NK918 IMSET TAPÓN	NG115R MANGO DE
INTRAMEDULAR RESORBIBLE	PERFILADOR MODULAR
18MM	NG186 BICONTACT
JK446 CUBETA PARA	CABEZA PRUEBA PERF.28
CONTENEDOR 1/1	NG187 BICONTACT
ALTURA:247MM	CABEZA PRUEBA PERF.28
JK488 BASE TAPA INFERIOR	NG188 BICONTACT
1/1-CONT.ORO	CABEZA PRUEBA PERF.28
KH113R MARTILLO	NG189 BICONTACT
C.RANURA P.GANCHOS DE	CABEZA PRUEBA PERF.28
EXTRAC.	NG190 BICONTACT
ND017R BARRA	CABEZA PRUEBA PERF.28
TRANSVERSAL	XXL
P.OSTEOPROFILADOR	NG195 BICONTACT
ND060R INSTRUM.	CABEZA PRUEBA PERF.32
IMPACT. P/PROTESIS	NG197 BICONTACT

IF-2018-08286652-APN-DNPM#AN AT

CADERA/CABEZ	CABEZA PRUEBA PERF.32MM M
ND359R BROCA D8,0MM	NG198 BICONTACT H
C.MANGO EN T	CABEZA PRUEBA PERF.32MM L
ND375R INSTRUMENTO	NG199 BICONTACT H
EXTRACCION P/CABEZAS	CABEZA PRUEBA PERF.32MM XL
CERAMICAS	NG200 BICONTACT H
ND830R INSTR.DE	CABEZA PRUEBA PERF.32MM
IMPACCIÓN P.VÁST.DE	XXL
PRÓTESES	NG211 BICONTACT H
ND855R INSTR.DE	CABEZA PRUEBA PERF.36MM S
EXTRACCIÓN P.VÁST.DE	NG212 BICONTACT H
PRÓTESES	CABEZA PRUEBA PERF.36MM M
NG115R MANGO DE	NG213 BICONTACT H
PERFILADOR MODULAR	CABEZA PRUEBA PERF.36MM L
NG186 BICONTACT H	NG214 BICONTACT H
CABEZA PRUEBA PERF.28MM S	CABEZA PRUEBA PERF.36MM XL
NG187 BICONTACT H	NG231 BICONTACT H
CABEZA PRUEBA PERF.28MM M	CABEZA PRUEBA PERF.32MM S
NG188 BICONTACT H	NG232 BICONTACT H
CABEZA PRUEBA PERF.28MM L	CABEZA PRUEBA PERF.32MM M
NG189 BICONTACT H	NG233 BICONTACT H
CABEZA PRUEBA PERF.28MM	CABEZA PRUEBA PERF.32MM L
XL	NG234 BICONTACT H
NG190 BICONTACT H	CABEZA PRUEBA PERF.32MM XL
CABEZA PRUEBA PERF.28MM	NG281 CABEZA DE
XXL	PRÓTESIS PRUEBA 8/10
NG196 BICONTACT H	22.2MM S
CABEZA PRUEBA PERF.32MM S	NG282 CABEZA DE
NG197 BICONTACT H	PRÓTESIS PRUEBA 8/10
CABEZA PRUEBA PERF.32MM M	22.2MM M
NG198 BICONTACT H	NG283 CABEZA DE
CABEZA PRUEBA PERF.32MM L	PRÓTESIS PRUEBA 8/10
NG199 BICONTACT H	22.2MM L
CABEZA PRUEBA PERF.32MM	NG296 CABEZA DE
XL	PRÓTESIS PRUEBA 12/14 MM
NG200 BICONTACT H	S
CABEZA PRUEBA PERF.32MM	NG297 CABEZA DE
XXL	PRÓTESIS PRUEBA 12/14 MM
NG211 BICONTACT H	M
CABEZA PRUEBA PERF.36MM S	NG298 CABEZA DE
NG212 BICONTACT H	PRÓTESIS PRUEBA 12/14 MM
CABEZA PRUEBA PERF.36MM M	L
NG213 BICONTACT H	NG299 CABEZA DE
CABEZA PRUEBA PERF.36MM L	PRÓTESIS PRUEBA 12/14 MM
NG214 BICONTACT H	XL
CABEZA PRUEBA PERF.36MM	NG300 CABEZA DE
XL	PRÓTESIS PRUEBA 12/14 MM
NG231 BICONTACT N	XXL

IF-2018-08286652-APN-DNPM#AN AT

CABEZA PRUEBA PERF.32MM S	NG301	CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 28MM S
NG232 BICONTACT N	NG302	CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 28MM M
CABEZA PRUEBA PERF.32MM M	NG303	CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 28MM L
NG233 BICONTACT N	NG304	CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 28MM XL
CABEZA PRUEBA PERF.32MM L	NG305	CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 28MM XXL
NG234 BICONTACT N	NG311	BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.22.2MM S
CABEZA PRUEBA PERF.32MM XL	NG312	BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.22.2MM M
NG281 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 22.2MM S	NG313	BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.22.2MM L
NG282 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 22.2MM M	NG316	CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM S
NG283 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 22.2MM L	NG317	CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM M
NG296 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM S	NG318	CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM L
NG297 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM M	NG319	CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM XL
NG298 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM L	NG320	CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM XXL
NG299 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM XL	NG321	BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM S
NG300 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM XXL	NG322	BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM M
NG301 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 28MM S	NG323	BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM L
NG302 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 28MM M	NG324	BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM XL
NG303 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 28MM L	NG331	BICONTACT N
NG304 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 28MM XL		
NG305 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 28MM XXL		
NG311 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.22.2MM S		
NG312 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.22.2MM M		
NG313 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.22.2MM L		
NG316 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM S		
NG317 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM M		
NG318 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM L		
NG319 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM XL		
NG320 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM XXL		
NG321 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM S		
NG322 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM M		
NG323 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM L		
NG324 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM XL		
NG331 BICONTACT N		

IE-2018-08286652-APN-DNPM#AN 14T

CABEZA PRUEBA PERF.22.2MM S	CABEZA PRUEBA PERF.28MM S
NG312 BICONTACT N	NG332 BICONTACT N
CABEZA PRUEBA PERF.22.2MM M	CABEZA PRUEBA PERF.28MM M
NG313 BICONTACT N	NG333 BICONTACT N
CABEZA PRUEBA PERF.22.2MM L	CABEZA PRUEBA PERF.28MM L
NG316 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM S	NG334 BICONTACT N
NG317 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM M	CABEZA PRUEBA PERF.28MM XL
NG318 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM L	NT356 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM S
NG319 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM XL	NT357 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM M
NG320 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 8/10 32MM XXL	NT358 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM L
NG321 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM S	NT359 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM XL
NG322 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM M	NT360 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM XXL
NG323 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM L	NT366 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 32MM S
NG324 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.26MM XL	NT367 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 32MM M
NG331 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.28MM S	NT368 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 32MM L
NG332 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.28MM M	NT369 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 32MM XL
NG333 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.28MM L	NT370 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 32MM XXL
NG334 BICONTACT N CABEZA PRUEBA PERF.28MM XL	NT376 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 36MM S
NT356 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM S	NT377 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 36MM M
NT357 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM M	NT378 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 36MM L
NT358 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM L	NT379 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 36MM XL
NT359 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM XL	NT380 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 36MM XXL
NT360 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 28MM XXL	NT1058R CUELLO PRUEBA BICONTACT E 8/10 TAMAÑO 8MM
NT366 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 32MM S	NT1059R BICONTACT E CUELLO PRUEBA 8/10 TAMAÑO 8MM
NT367 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 32MM M	NT1061R BICONTACT E CUELLO PRUEBA 8/10 TAMAÑO 11MM
NT368 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 32MM L	NT1062R BICONTACT E CUELLO PRUEBA 8/10 TAMAÑO 12MM
NT369 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 32MM XL	NT1063R BICONTACT E CUELLO PRUEBA 8/10 TAMAÑO 13MM
NT370 CABEZA DE PRÓTESIS PRUEBA 12/14 32MM XXL	

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

PRUEBA 12/14 28MM XL	NT1064R BICONTACT E
NT360 CABEZA DE PRÓTESIS	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.14
PRUEBA 12/14 28MM XXL	NT1065R BICONTACT E
NT366 CABEZA DE PRÓTESIS	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.15
PRUEBA 12/14 32MM S	NT1066R BICONTACT E
NT367 CABEZA DE PRÓTESIS	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.16
PRUEBA 12/14 32MM M	NT1067R BICONTACT E
NT368 CABEZA DE PRÓTESIS	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.17
PRUEBA 12/14 32MM L	NT1068R BICONTACT E
NT369 CABEZA DE PRÓTESIS	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.18
PRUEBA 12/14 32MM XL	NT1069R BICONTACT E
NT370 CABEZA DE PRÓTESIS	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.19
PRUEBA 12/14 32MM XXL	NT1070R BICONTACT E
NT376 CABEZA DE PRÓTESIS	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.20
PRUEBA 12/14 36MM S	NT1078R BICONTACT E
NT377 CABEZA DE PRÓTESIS	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.21H
PRUEBA 12/14 36MM M	NT1079R BICONTACT E
NT378 CABEZA DE PRÓTESIS	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.22H
PRUEBA 12/14 36MM L	NT1080R BICONTACT E
NT379 CABEZA DE PRÓTESIS	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.23H
PRUEBA 12/14 36MM XL	NT1081R BICONTACT E
NT380 CABEZA DE PRÓTESIS	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.24H
PRUEBA 12/14 36MM XXL	NT1082R BICONTACT E
NT1058R CUELLO PRUEBA	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.25H
BICONTACT E 8/10 TAMAÑO	NT1083R BICONTACT E
8MM	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.26H
NT1059R BICONTACT E	NT1084R BICONTACT E
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.9	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.27H
NT1061R BICONTACT E	NT1085R BICONTACT E
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.11	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.28H
NT1062R BICONTACT E	NT1086R BICONTACT E
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.12	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.29H
NT1063R BICONTACT E	NT1087R BICONTACT E
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.13	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.30H
NT1064R BICONTACT E	NT1060R BICONTACT E
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.14	CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.31H
NT1065R BICONTACT E	NT055R BICONTACT E
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.15	CUELLO PRUEBA P.OSTEO REF.
NT1066R BICONTACT E	NT056R BICONTACT E
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.16	CUELLO PRUEBA P.OSTEO REF.
NT1067R BICONTACT E	NT001R MANGO THA
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.17	P.ACCESO LATERAL RECTO
NT1068R BICONTACT E	
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.18	
NT1069R BICONTACT E	
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.19	
NT1070R BICONTACT E	
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.20	

IE-2018-08286652-APN-DNPM#AN AT

NT1078R	BICONTACT E	NT002R	MANGO THA
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.8H		P.ACCESO POSTERIOR RECTO	
NT1078R	BICONTACT E	NT003R	MANGO THA
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.9H		P.ACCESO ANTERIOR RECTO	
NT1080R	BICONTACT E	NT004R	MANGO THA
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.10H		P.ACCESO LATERAL OFFSET	
NT1081R	BICONTACT E		IZQ.
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.11H		NT005R	MANGO THA
NT1082R	BICONTACT E	P.ACCESO LATERAL OFFSET	
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.12H		DER.	
NT1083R	BICONTACT E	NT006R	MANGO THA
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.13H		P.ACCESO ANTERIOR OFFSET	
NT1084R	BICONTACT E		IZQ.
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.14H		NT007R	MANGO THA
NT1085R	BICONTACT E	P.ACCESO ANTERIOR OFFSET	
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.15H		DER.	
NT1086R	BICONTACT E	FS914R	ORTHOPILOT THA
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.16H		BICONTACT OSTEOTOMO C/3A	
NT1087R	BICONTACT E	FS915R	ORTHOPILOT THA
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.17H		BICONTACT MANGO PERFIL	
NT1088R	BICONTACT E	GE666R	MFR VÁST.DE
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.18H		BROCA NITINOL 470MM AO GR.	
NT1089R	BICONTACT E	GE673R	MFR CABEZA DE
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.19H		BROCA D11,5 P.VÁST.GE666R	
NT1090R	BICONTACT E	GE676R	MFR CABEZA DE
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.20H		BROCA D13,0 P.VÁST.GE666R	
NT1060R	BICONTACT E	GE679R	MFR CABEZA DE
CUELLO PRUEBA 8/10 TAM.10		BROCA D14,5 P.VÁST.GE666R	
NT055R	BICONTACT S	GE682R	MFR CABEZA DE
CUELLO PRUEBA P.OSTEOPERF.		BROCA D16,0 P.VÁST.GE666R	
NT056R	BICONTACT H	GE685R	MFR CABEZA DE
CUELLO PRUEBA P.OSTEOPERF.		BROCA D17,5 P.VÁST.GE666R	
NT001R	MANGO THA	GE688R	MFR CABEZA DE
P.ACCESO LATERAL RECTO		BROCA D19,0 P.VÁST.GE666R	
NT002R	MANGO THA	KH287R	BICONTACT R/ V
P.ACCESO POSTERIOR RECTO		BROCA ESPIR.D3,5MM AO	
NT003R	MANGO THA	KH288R	BICONTACT R/ V
P.ACCESO ANTERIOR RECTO		BROCA ESPIR.D5,0MM AO	
NT004R	MANGO THA	KH295R	BICONTACT R/ V
P.ACCESO LATERAL OFFSET		GUÍA MEDICIÓN DE TORNILLO	
IZQ.		KH322R	TARGON
NT005R	MANGO THA		DESTORNILLADOR
P.ACCESO LATERAL OFFSET		SW4,5/D7,5MM	
DER.		LS110R	CASQ.DE
NT006R	MANGO THA	PERF.C.MANGO P.D5,0MM	
P.ACCESO ANTERIOR OFFSET		FIJ.EXT.	
IZQ.		ND004R	BICONTACT C/3A
NT007R	MANGO THA		SIERRA DE CABEZA FÉMORAL

P.ACCESO ANTERIOR OFFSET DER.	ND005R	BROCA DE EXTRACCIÓN DE CABEZA FÉMORAL
FS914R ORTHOPILOT THA BICONTACT OSTEOTOMO CAJA	ND058R	GUÍA DE SIERRA DE CABEZA FÉMORAL
FS915R ORTHOPILOT THA BICONTACT MANGO PERFIL.	ND134R	MANGO T L125MM CÁNUL./MANDRIL AO- GRANDE
GE666R MFR VÁST.DE BROCA NITINOL 470MM AO- GR.	ND145R	MANGO EN T L275MM C.MANDRIL HARRIS
GE673R MFR CABEZA DE BROCA D11,5 P.VÁST.GE666R	ND363R	BICONTACT N MANGO DE INSERCIÓN
GE676R MFR CABEZA DE BROCA D13,0 P.VÁST.GE666R	ND382R	REMOVEDOR DE CABEZA DE PRÓTESIS
GE679R MFR CABEZA DE BROCA D14,5 P.VÁST.GE666R	ND387R	BICONTACT N INSTRUMENTO DE EXTRACCIÓN
GE682R MFR CABEZA DE BROCA D16,0 P.VÁST.GE666R	ND390R	BROCA CÓNICA D4,0-6,0 RECTA C.MANGO EN T
GE685R MFR CABEZA DE BROCA D17,5 P.VÁST.GE666R	ND476R	MARTILLO C.RANURA RANURA A12,5MM
GE688R MFR CABEZA DE BROCA D19,0 P.VÁST.GE666R	ND824R	MANGO DE INSERCIÓN P.VÁST.DE PROTESES
KH287R BICONTACT REV BROCA ESPIR.D3,5MM AO	NF275R	MARTILLO C.RANURA RANURA A12MM
KH288R BICONTACT REV BROCA ESPIR.D5,0MM AO	NF332R	INSTR.DE INSERCIÓN C.ROSCA
KH295R BICONTACT REV GUÍA MEDICIÓN DE TORNILLO	NF333R	INSTR.DE IMPACC.P.PROT.C.ROSCA INSERCIÓN
KH322R TARGON DESTORNILLADOR SW4,5/D7,5MM	NF334R	LLAVE HEXAGONAL
LS110R CASQ.DE PERF.C.MANGO P.D5,0MM FIJ.EXT.	NF431R	BICONATCT REV ESCARIAD.B TAM.11 HARRIS
ND004R BICONTACT GUÍA SIERRA DE CABEZA FÉMORAL	NF433R	BICONATCT REV ESCARIAD.B TAM.13 HARRIS
ND005R BROCA DE EXTRACCIÓN DE CABEZA FÉMORAL	NF435R	BICONATCT REV ESCARIAD.B TAM.15 HARRIS
ND058R GUÍA DE SIERRA DE CABEZA FÉMORAL	NF437R	BICONATCT REV ESCARIAD.B TAM.17 HARRIS
ND134R MANGO T L125MM CÁNUL./MANDRIL AO- GRANDE	NF439R	BICONATCT REV ESCARIAD.B TAM.19 HARRIS
ND145R MANGO EN T L275MM C.MANDRIL HARRIS	NF442R	BICONATCT REV ESCARIAD.B TAM.19+ HARRIS
ND363R BICONTACT N MANGO DE INSERCIÓN	NF443R	BICONATCT REV ESCARIAD.B TAM.19++ HARRIS
ND382R REMOVEDOR DE	NF461R	BICONTACT REV ESCARIAD.A TAM.11 HARRIS

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

CABEZA DE PRÓTESIS	NF463R	BICONATCT REV
ND387R BICONATCT N	ESCARIAD.A TAM.13 HARRIS	
INSTRUMENTO DE EXTRACCIÓN	NF465R	BICONATCT REV
ND390R BROCA CÓNICA	ESCARIAD.A TAM.15 HARRIS	
D4,0-6,0 RECTA C.MANGO EN	NF467R	BICONATCT REV
T	ESCARIAD.A TAM.17 HARRIS	
ND476R MARTILLO	NF469R	BICONATCT REV
C.RANURA RANURA A12,5MM	ESCARIAD.A TAM.19 HARRIS	
ND824R MANGO DE	NF472R	BICONATCT REV
INSERCIÓN P.VÁST.DE	ESCARIAD.A TAM.19+ HARRIS	
PROTESES	NF473R	BICONATCT REV
NF275R MARTILLO	ESCARIAD.A TAM.19++ HARRIS	
C.RANURA RANURA A12MM	NF491R	CENTRAMENT
NF332R INSTR.DE	FRESA DE FORMA TAM.8S	HARRIS
INSERCIÓN C.ROSCA	NF492R	CENTRAMENT
NF333R INSTR.DE	FRESA DE FORMA TAM.10	HARRIS
IMPACC.P.PROT.C.ROSCA	NF493R	CENTRAMENT
INSERCIÓN	FRESA DE FORMA TAM.12	HARRIS
NF334R LLAVE	NF494R	CENTRAMENT
HEXAGONAL	FRESA DE FORMA TAM.14	HARRIS
NF431R BICONATCT REV	NF495R	CENTRAMENT
ESCARIAD.B TAM.11 HARRIS	FRESA DE FORMA TAM.16	HARRIS
NF433R BICONATCT REV	NF502R	INSTR. SET
ESCARIAD.B TAM.13 HARRIS	CENTRAMENT/FRESADORAS	
NF435R BICONATCT REV	NF504R	BICONATCT REV
ESCARIAD.B TAM.15 HARRIS	INSTRUMENTO DE INSERCIÓN	
NF437R BICONATCT REV	NF505R	ARCO DE
ESCARIAD.B TAM.17 HARRIS	OBJETIVO REV BICONATCT	
NF439R BICONATCT REV	NF506R	BICONATCT REV
ESCARIAD.B TAM.19 HARRIS	CASQ.DE PERFORACIÓN PEQ.	
NF442R BICONATCT REV	NF507R	BICONATCT REV
ESCARIAD.B TAM.19+ HARRIS	CASQ.DE PERFORACIÓN	
NF443R BICONATCT REV	GRANDE	
ESCARIAD.B TAM.19++ HARRIS	NF508R	BICONATCT REV
NF461R BICONATCT REV	OBTURADOR P.VISOR	
ESCARIAD.A TAM.11 HARRIS	NF509R	BICONATCT REV
NF463R BICONATCT REV	BARRA A VISAR	
ESCARIAD.A TAM.13 HARRIS	NF512R	BICONATCT REV
NF465R BICONATCT REV	BROCA ESPIR.D3,5MM TRIANG.	
ESCARIAD.A TAM.15 HARRIS	NF513R	BICONATCT REV
NF467R BICONATCT REV	BROCA ESPIR.D5,0MM TRIANG.	
ESCARIAD.A TAM.17 HARRIS	NF514R	BICONATCT REV
NF469R BICONATCT REV	BARRA MEDICIÓN DE TORNILLO	
ESCARIAD.A TAM.19 HARRIS		
NF472R BICONATCT REV		
ESCARIAD.A TAM.19+ HARRIS		
NF473R BICONATCT REV		
ESCARIAD.A TAM.19++ HARRIS		

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

NF491R	CENTRAMENT	NF641R	BICONTACT SD
FRESA DE FORMA TAM.8S		OSTEOPERFILADOR A	
HARRIS		TAM.11MM	
NF492R	CENTRAMENT	NF642R	
FRESA DE FORMA TAM.10		OSTEOPERFILADOR	
HARRIS		BICONTACT SD-A TAMAÑO.	
NF493R	CENTRAMENT	12MM	
FRESA DE FORMA TAM.12		NF644R	BICONTACT SD
HARRIS		OSTEOPERFILADOR A	
NF494R	CENTRAMENT	TAM.14MM	
FRESA DE FORMA TAM.14		NF645R	BICONTACT SD
HARRIS		OSTEOPERFILADOR A	
NF495R	CENTRAMENT	TAM.15MM	
FRESA DE FORMA TAM.16		NF650R	BICONTACT SD
HARRIS		OSTEOPERFILADOR B	
NF502R	INSTR. SET	TAM.10MM	
CENTRAMENT/FRESADORAS		NF651R	BICONTACT SD
NF504R	BICONTACT REV	OSTEOPERFILADOR B	
INSTRUMENTO DE INSERCIÓN		TAM.11MM	
NF505R	ARCO DE	NF652R	BICONTACT SD
OBJETIVO REV BICONTACT		OSTEOPERFILADOR B	
NF506R	BICONTACT REV	TAM.12MM	
CASQ.DE PERFORACIÓN PEQ.		NG119R	BICONTACT N
NF507R	BICONTACT REV	OSTEOPERFILADOR A TAM.9MM	
CASQ.DE PERFORACIÓN		NG120R	BICONTACT N
GRANDE		OSTEOPERFILADOR A	
NF508R	BICONTACT REV	TAM.10MM	
OBTURADOR P.VISOR		NG121R	BICONTACT N
NF509R	BICONTACT REV	OSTEOPERFILADOR A	
BARRA A VISAR		TAM.11MM	
NF512R	BICONTACT REV	NG122R	BICONTACT N
BROCA ESPIR.D3,5MM TRIANG.		OSTEOPERFILADOR A	
NF513R	BICONTACT REV	TAM.12MM	
BROCA ESPIR.D5,0MM TRIANG.		NG123R	BICONTACT N
NF514R	BICONTACT REV	OSTEOPERFILADOR A	
BARRA MEDICIÓN DE TORNILLO		TAM.13MM	
NF641R	BICONTACT SD	NG124R	BICONTACT N
OSTEOPERFILADOR A		OSTEOPERFILADOR A	
TAM.11MM		TAM.14MM	
NF642R		NG125R	BICONTACT N
OSTEOPERFILADOR		OSTEOPERFILADOR A	
BICONTACT SD-A TAMAÑO.		TAM.15MM	
12MM		NG126R	BICONTACT N
NF644R	BICONTACT SD	OSTEOPERFILADOR A	
OSTEOPERFILADOR A		TAM.16MM	
TAM.14MM		NG127R	BICONTACT N
NF645R	BICONTACT SD	OSTEOPERFILADOR A	
OSTEOPERFILADOR A		TAM.17MM	

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

TAM.15MM	NG128R	BICONTACT N
NF650R	OSTEOPERFILADOR A	
OSTEOPERFILADOR B	TAM.18MM	
TAM.10MM	NG139R	BICONTACT N
NF651R	OSTEOPERFILADOR B TAM.9MM	
OSTEOPERFILADOR B	NG140R	BICONTACT N
TAM.11MM	OSTEOPERFILADOR B	
NF652R	TAM.10MM	
OSTEOPERFILADOR B	NG141R	BICONTACT N
TAM.12MM	OSTEOPERFILADOR B	
NG119R	TAM.11MM	
OSTEOPERFILADOR A TAM.9MM	NG142R	BICONTACT N
NG1208	OSTEOPERFILADOR B	
OSTEOPERFILADOR A	TAM.12MM	
TAM.10MM	NG143R	BICONTACT N
NG121R	OSTEOPERFILADOR B	
OSTEOPERFILADOR A	TAM.13MM	
TAM.11MM	NG144R	BICONTACT N
NG122R	OSTEOPERFILADOR B	
OSTEOPERFILADOR A	TAM.14MM	
TAM.12MM	NG145R	BICONTACT N
NG123R	OSTEOPERFILADOR B	
OSTEOPERFILADOR A	TAM.15MM	
TAM.13MM	NG146R	BICONTACT N
NG124R	OSTEOPERFILADOR B	
OSTEOPERFILADOR A	TAM.16MM	
TAM.14MM	NG147R	BICONTACT N
NG125R	OSTEOPERFILADOR B	
OSTEOPERFILADOR A	TAM.17MM	
TAM.15MM	NG148R	BICONTACT N
NG126R	OSTEOPERFILADOR B	
OSTEOPERFILADOR A	TAM.18MM	
TAM.16MM	NG658R	BICONTACT S
NG127R	OSTEOPERFILADOR A TAM.8MM	
OSTEOPERFILADOR A	NG659R	BICONTACT S
TAM.17MM	OSTEOPERFILADOR A TAM.9MM	
NG128R	NG660R	BICONTACT S
OSTEOPERFILADOR A	OSTEOPERFILADOR A	
TAM.18MM	TAM.10MM	
NG139R	NG661R	BICONTACT S
OSTEOPERFILADOR B TAM.9MM	OSTEOPERFILADOR A	
NG140R	TAM.11MM	
OSTEOPERFILADOR B	NG662R	BICONTACT S
TAM.10MM	OSTEOPERFILADOR A	
NG141R	TAM.12MM	
OSTEOPERFILADOR B	NG663R	BICONTACT S
TAM.11MM	OSTEOPERFILADOR A	
NG142R	TAM.13MM	

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

OSTEOPERFILADOR B TAM.12MM NG143R BICONTACT N OSTEOPERFILADOR B TAM.13MM NG144R BICONTACT N OSTEOPERFILADOR B TAM.14MM NG145R BICONTACT N OSTEOPERFILADOR B TAM.15MM NG146R BICONTACT N OSTEOPERFILADOR B TAM.16MM NG147R BICONTACT N OSTEOPERFILADOR B TAM.17MM NG148R BICONTACT N OSTEOPERFILADOR B TAM.18MM NG658R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.8MM NG659R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.9MM NG660R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.10MM NG661R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.11MM NG662R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.12MM NG663R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.13MM NG666R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.16MM NG667R A- OSTEOPERFILADOR BICONTACT S TAMAÑO 17MM NG668R A- OSTEOPERFILADOR BICONTACT S TAMAÑO 18MM NG669R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.19MM	NG666R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.16MM NG667R A- OSTEOPERFILADOR BICONTACT S TAMAÑO 17MM NG668R A- OSTEOPERFILADOR BICONTACT S TAMAÑO 18MM NG669R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.19MM NG678R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR B TAM.8MM NG679R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR B TAM.9MM NG680R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT S TAMAÑO 10MM NG681R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR B TAM.11MM NG682R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR B TAM.12MM NG683R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT S TAMAÑO 13MM NG684R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT S TAMAÑO 14MM NG686R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT S TAMAÑO 16MM NG687R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT S TAMAÑO 17MM NG688R COTILO PRUEBA 68MM NG738R A- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 8MM NG739R A- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 9MM NG740R A- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 10MM
---	--

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

NG678R	BICONTACT S	NG741R	A-
OSTEOPERFILADOR B TAM.8MM		OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
NG679R	BICONTACT S	D TAMAÑO 11MM	
OSTEOPERFILADOR B TAM.9MM		NG742R	A-
NG680R	B-	OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		D TAMAÑO 12MM	
S TAMAÑO 10MM		NG743R	A-
NG681R	BICONTACT S	OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
OSTEOPERFILADOR B		D TAMAÑO 13MM	
TAM.11MM		NG744R	A-
NG682R	BICONTACT S	OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
OSTEOPERFILADOR B		D TAMAÑO 14MM	
TAM.12MM		NG745R	A-
NG683R	B-	OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		D TAMAÑO 15MM	
S TAMAÑO 13MM		NG746R	A-
NG684R	B-	OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		D TAMAÑO 16MM	
S TAMAÑO 14MM		NG748R	B-
NG686R	B-	OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		D TAMAÑO 8MM	
S TAMAÑO 16MM		NG749R	B-
NG687R	B-	OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		D TAMAÑO 9MM	
S TAMAÑO 17MM		NG750R	B-
NG688R	COTILO PRUEBA	OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
68MM		D TAMAÑO 10MM	
NG738R	A-	NG751R	B-
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
D TAMAÑO 8MM		D TAMAÑO 11MM	
NG739R	A-	NG752R	B-
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
D TAMAÑO 9MM		D TAMAÑO 12MM	
NG740R	A-	NG753R	B-
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
D TAMAÑO 10MM		D TAMAÑO 13MM	
NG741R	A-	NG754R	B-
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
D TAMAÑO 11MM		D TAMAÑO 14MM	
NG742R	A-	NG755R	B-
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
D TAMAÑO 12MM		D TAMAÑO 15MM	
NG743R	A-	NG756R	B-
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		OSTEOPERFILADOR BICONTACT	
D TAMAÑO 13MM		D TAMAÑO 16MM	
NG744R	A-	NJ435	CASQ.8/10 S
OSTEOPERFILADOR BICONTACT		P.BIOLOX CABEZA DE REVISIÓN	
D TAMAÑO 14MM		NJ436	CASQ.8/10 M

IE-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

NG745R A- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 15MM	P.BIOLOX CABEZA DE REVISIÓN NJ437T CASQ.8/10 L
NG746R A- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 16MM	P.BIOLOX CABEZA DE REVISIÓN NJ438T CASQ.8/10 XL
NG748R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 8MM	P.BIOLOX CABEZA DE REVISIÓN NK077 CENTRALIZADOR TAM.7MM
NG749R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 9MM	NT020R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.10MM
NG750R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 10MM	NT021R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.11MM
NG751R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 11MM	NT022R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.12MM
NG752R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 12MM	NT023R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.13MM
NG753R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 13MM	NT024R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.14MM
NG754R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 14MM	NT025R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.15MM
NG755R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 15MM	NT026R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.16MM
NG756R B- OSTEOPERFILADOR BICONTACT D TAMAÑO 16MM	NT027R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.17MM
NJ435T CASQ.8/10 S P.BIOLOX CABEZA DE REVISIÓN	NT028R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.18MM
NJ436T CASQ.8/10 M P.BIOLOX CABEZA DE REVISIÓN	NT029R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.19MM
NJ437T CASQ.8/10 L P.BIOLOX CABEZA DE REVISIÓN	NT031R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.21MM
NJ438T CASQ.8/10 XL P.BIOLOX CABEZA DE REVISIÓN	NT040R OSTEOPERFILADOR
NK077 CENTRALIZADOR TAM.7MM	BICONTACT MS TAMAÑO 10MM
NT020R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.10MM	NT041R OSTEOPERFILADOR
NT021R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR TAM.11MM	BICONTACT MS TAMAÑO 11MM
NT022R BICONTACT S	NT042R OSTEOPERFILADOR
	BICONTACT MS TAMAÑO 12MM
	NT043R OSTEOPERFILADOR
	BICONTACT MS TAMAÑO 13MM
	NT044R OSTEOPERFILADOR
	BICONTACT MS TAMAÑO 14MM
	NT045R OSTEOPERFILADOR
	BICONTACT MS TAMAÑO 15MM
	NT046R

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

OSTEOPERFILADOR TAM.12MM	OSTEOPERFILADOR
NT023R BICONTACT S	BICONTACT MS TAMAÑO 16MM
OSTEOPERFILADOR TAM.13MM	NT047R
NT024R BICONTACT S	OSTEOPERFILADOR
OSTEOPERFILADOR TAM.14MM	BICONTACT MS TAMAÑO 17MM
NT025R BICONTACT S	NT048R
OSTEOPERFILADOR TAM.15MM	OSTEOPERFILADOR
NT026R BICONTACT S	BICONTACT MS TAMAÑO 18MM
OSTEOPERFILADOR TAM.16MM	NT049R
NT027R BICONTACT S	OSTEOPERFILADOR
OSTEOPERFILADOR TAM.17MM	BICONTACT MS TAMAÑO 19MM
NT028R BICONTACT S	NT051R
OSTEOPERFILADOR TAM.18MM	OSTEOPERFILADOR
NT029R BICONTACT S	BICONTACT MS TAMAÑO 21MM
OSTEOPERFILADOR TAM.19MM	NT053R BICONTACT
NT031R BICONTACT S	OSTEOTOMO DE CAJA
OSTEOPERFILADOR TAM.21MM	MODULAR
NT040R	NT054R BICONTACT
OSTEOPERFILADOR	PERFILADOR DE ALA
BICONTACT MS TAMAÑO 10MM	NT060R BICONTACT S
NT041R	OSTEOPERFILADOR A
OSTEOPERFILADOR	TAM.10MM
BICONTACT MS TAMAÑO 11MM	NT061R BICONTACT S
NT042R	OSTEOPERFILADOR A
OSTEOPERFILADOR	TAM.11MM
BICONTACT MS TAMAÑO 12MM	NT062R BICONTACT S
NT043R	OSTEOPERFILADOR A
OSTEOPERFILADOR	TAM.12MM
BICONTACT MS TAMAÑO 13MM	NT063R BICONTACT S
NT044R	OSTEOPERFILADOR A
OSTEOPERFILADOR	TAM.13MM
BICONTACT MS TAMAÑO 14MM	NT064R BICONTACT S
NT045R	OSTEOPERFILADOR A
OSTEOPERFILADOR	TAM.14MM
BICONTACT MS TAMAÑO 15MM	NT065R BICONTACT S
NT046R	OSTEOPERFILADOR A
OSTEOPERFILADOR	TAM.15MM
BICONTACT MS TAMAÑO 16MM	NT066R BICONTACT S
NT047R	OSTEOPERFILADOR A
OSTEOPERFILADOR	TAM.16MM
BICONTACT MS TAMAÑO 17MM	NT067R BICONTACT S
NT048R	OSTEOPERFILADOR A
OSTEOPERFILADOR	TAM.17MM
BICONTACT MS TAMAÑO 18MM	NT068R BICONTACT S
NT049R	OSTEOPERFILADOR A
OSTEOPERFILADOR	TAM.18MM
BICONTACT MS TAMAÑO 19MM	NT069R BICONTACT S
NT051R	OSTEOPERFILADOR A

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

OSTEOPERFILADOR BICONTACT MS TAMAÑO 21MM	TAM.19MM NT071R BICONTACT S
NT053R BICONTACT OSTEOTOMO DE CAJA MODULAR	OSTEOPERFILADOR A TAM.21MM NT080R BICONTACT S
NT054R BICONTACT PERFILADOR DE ALA	OSTEOPERFILADOR B TAM.10MM NT081R BICONTACT S
NT060R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.10MM	OSTEOPERFILADOR B TAM.11MM NT082R BICONTACT S
NT061R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.11MM	OSTEOPERFILADOR B TAM.12MM NT083R BICONTACT S
NT062R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.12MM	OSTEOPERFILADOR B TAM.13MM NT084R BICONTACT S
NT063R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.13MM	OSTEOPERFILADOR B TAM.14MM NT085R BICONTACT S
NT064R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.14MM	OSTEOPERFILADOR B TAM.15MM NT086R BICONTACT S
NT065R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.15MM	OSTEOPERFILADOR B TAM.16MM NT087R BICONTACT S
NT066R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.16MM	OSTEOPERFILADOR B TAM.17MM NT088R BICONTACT S
NT067R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.17MM	OSTEOPERFILADOR B TAM.18MM NT089R BICONTACT S
NT068R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.18MM	OSTEOPERFILADOR B TAM.19MM NT091R BICONTACT S
NT069R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.19MM	OSTEOPERFILADOR B TAM.21MM NT100 BICONTACT SET
NT071R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR A TAM.21MM	INSTRUMENTOS GENERALES NT1008R BICONTACT E
NT080R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR B TAM.10MM	OSTEOPERFILADOR A TAM.8 NT1009R BICONTACT E
NT081R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR B TAM.11MM	OSTEOPERFILADOR A TAM.9 NT1010R BICONTACT E
NT082R BICONTACT S OSTEOPERFILADOR B	OSTEOPERFILADOR A TAM.10 NT1011R BICONTACT E
	OSTEOPERFILADOR A TAM.11 NT1012R BICONTACT E

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

TAM.12MM	OSTEOPERFILADOR A TAM.12
NT083R BICONTACT S	NT1013R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR B	OSTEOPERFILADOR A TAM.13
TAM.13MM	NT1014R BICONTACT E
NT084R BICONTACT S	OSTEOPERFILADOR A TAM.14
OSTEOPERFILADOR B	NT1015R BICONTACT E
TAM.14MM	OSTEOPERFILADOR A TAM.15
NT085R BICONTACT S	NT1016R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR B	OSTEOPERFILADOR A TAM.16
TAM.15MM	NT1017R BICONTACT E
NT086R BICONTACT S	OSTEOPERFILADOR A TAM.17
OSTEOPERFILADOR B	NT1018R BICONTACT E
TAM.16MM	OSTEOPERFILADOR A TAM.18
NT087R BICONTACT S	NT1019R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR B	OSTEOPERFILADOR A TAM.19
TAM.17MM	NT102 BICONTACT S/H SET
NT088R BICONTACT S	OSTEOPERFILADORES
OSTEOPERFILADOR B	NT1020R BICONTACT E
TAM.18MM	OSTEOPERFILADOR A TAM.20
NT089R BICONTACT S	NT1021R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR B	PERFILADOR DE ALA ESTÁNDAR
TAM.19MM	NT1028R BICONTACT E
NT091R BICONTACT S	OSTEOPERFILADOR B TAM.8
OSTEOPERFILADOR B	NT1029R BICONTACT E
TAM.21MM	OSTEOPERFILADOR B TAM.9
NT100 BICONTACT SET	NT1030R BICONTACT E
INSTRUMENTOS GENERALES	OSTEOPERFILADOR B TAM.10
NT1008R BICONTACT E	NT1031R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR A TAM.8	OSTEOPERFILADOR B TAM.11
NT1009R BICONTACT E	NT1032R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR A TAM.9	OSTEOPERFILADOR B TAM.12
NT1010R BICONTACT E	NT1033R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR A TAM.10	OSTEOPERFILADOR B TAM.13
NT1011R BICONTACT E	NT1034R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR A TAM.11	OSTEOPERFILADOR B TAM.14
NT1012R BICONTACT E	NT1035R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR A TAM.12	OSTEOPERFILADOR B TAM.15
NT1013R BICONTACT E	NT1036R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR A TAM.13	OSTEOPERFILADOR B TAM.16
NT1014R BICONTACT E	NT1037R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR A TAM.14	OSTEOPERFILADOR B TAM.17
NT1015R BICONTACT E	NT1038R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR A TAM.15	OSTEOPERFILADOR B TAM.18
NT1016R BICONTACT E	NT1039R BICONTACT E
OSTEOPERFILADOR A TAM.16	OSTEOPERFILADOR B TAM.19
NT1017R BICONTACT E	NT104 BICONTACT S/H SET
OSTEOPERFILADOR A TAM.17	COMPACTO
NT1018R BICONTACT E	NT1040R BICONTACT E

IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

OSTEOPERFILADOR A TAM.18 NT1019R BICONTACT E	OSTEOPERFILADOR B TAM.20 NT289R BICONTACT SD
OSTEOPERFILADOR A TAM.19 NT102 BICONTACT S/H SET	OSTEOPERFILADOR TAM.9MM NT290R BICONTACT SD
OSTEOPERFILADORES	OSTEOPERFILADOR TAM.10MM NT291R BICONTACT SD
NT1020R BICONTACT E	OSTEOPERFILADOR TAM.11MM NT292R BICONTACT SD
OSTEOPERFILADOR A TAM.20 NT1024R BICONTACT E	OSTEOPERFILADOR TAM.12MM NT293R BICONTACT SD
PERFILADOR DE ALA ESTÁNDAR	OSTEOPERFILADOR TAM.13MM NT294R BICONTACT SD
NT1028R BICONTACT E	OSTEOPERFILADOR TAM.14MM NT295R BICONTACT SD
OSTEOPERFILADOR B TAM.8 NT1029R BICONTACT E	OSTEOPERFILADOR TAM.15MM NT296R BICONTACT SD
OSTEOPERFILADOR B TAM.9 NT1030R BICONTACT E	OSTEOPERFILADOR TAM.16MM
OSTEOPERFILADOR B TAM.10 NT1031R BICONTACT E	
OSTEOPERFILADOR B TAM.11 NT1032R BICONTACT E	
OSTEOPERFILADOR B TAM.12 NT1033R BICONTACT E	
OSTEOPERFILADOR B TAM.13 NT1034R BICONTACT E	
OSTEOPERFILADOR B TAM.14 NT1035R BICONTACT E	
OSTEOPERFILADOR B TAM.15 NT1036R BICONTACT E	
OSTEOPERFILADOR B TAM.16 NT1037R BICONTACT E	
OSTEOPERFILADOR B TAM.17 NT1038R BICONTACT E	
OSTEOPERFILADOR B TAM.18 NT1039R BICONTACT E	
OSTEOPERFILADOR B TAM.19 NT104 BICONTACT S/H SET	
COMPACTO	
NT1040R BICONTACT E	
OSTEOPERFILADOR B TAM.20 NT289R BICONTACT SD	
OSTEOPERFILADOR TAM.9MM NT290R BICONTACT SD	
OSTEOPERFILADOR TAM.10MM NT291R BICONTACT SD	
OSTEOPERFILADOR TAM.11MM NT292R BICONTACT SD	
OSTEOPERFILADOR TAM.12MM NT293R BICONTACT SD	
OSTEOPERFILADOR TAM.13MM NT294R BICONTACT SD	

IE-2018-08236652-APN-DNPM#ANMAT

	OSTEOPERFILADOR TAM.14MM NT295R BICONTACT SD OSTEOPERFILADOR TAM.15MM NT296R BICONTACT SD OSTEOPERFILADOR TAM.16MM	
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE Nº 1-47-3110-7095-17-8

IF-2018-08236652-APN-DNPM#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-08286652-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 23 de Febrero de 2018

Referencia: 1-47-3110-7095-17-8

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 48 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.02.23 14:52:21 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.02.23 14:52:22 -03'00'