



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: 1-47-1492-14-6

VISTO el Expediente N° 1-47-1492-14-6 y su anexo 1-47-3110-5365-17-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma KFF S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM- 1594-31, denominado CATÉTERES, VENOSOS CENTRALES, marca INTERVENCIONAL.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1594-31,

correspondiente al producto médico denominado CATÉTERES, VENOSOS CENTRALES, marca INTERVENCIONAL, propiedad de la firma KFF S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 5257 de fecha 3 de Septiembre de 2012, la cual será 3 de Septiembre de 2022.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1594-31, denominado CATÉTERES, VENOSOS CENTRALES, marca INTERVENCIONAL.

ARTÍCULO 3°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento GEDO N° IF-2020-41819638-APN-INPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1594-31.

ARTICULO 4°.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-1492-14-6 y su anexo 1-47-3110-5365-17-8

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.07.18 22:59:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.18 22:59:25 -03:00

	<p>Códigos de modelos TRILUM: TSB-xyyy TSBN-xyyy TSBP-xyyy</p>	<p>DSBN-aabb DSBP-aabb DSBN-aabb-PC DSBN-aabb-E</p> <p>Códigos de modelos TRILUM: TSB-aabb TSBN-aabb TSBP-aabb TSBN-aabb-PC TSBN-aabb-E</p> <p>Composición de cada código:</p> <table border="1" data-bbox="927 891 1503 2027"> <tr> <td data-bbox="927 891 1066 1182">USB-0413</td> <td data-bbox="1066 891 1503 1182">1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1182 1066 1473">USB-0415</td> <td data-bbox="1066 1182 1503 1473">1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1473 1066 1765">USB-0420</td> <td data-bbox="1066 1473 1503 1765">1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 1765 1066 2027">USB-0430</td> <td data-bbox="1066 1765 1503 2027">1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N°</td> </tr> </table>	USB-0413	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.	USB-0415	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.	USB-0420	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.	USB-0430	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N°
USB-0413	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.									
USB-0415	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.									
USB-0420	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.									
USB-0430	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N°									

			11.
		USB-0513	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-0515	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-0520	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-0530	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-6513	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-6515	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble

			punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USB-6520	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USB-6530	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USB-0713	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USB-0715	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USB-0720	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.

			11.
		USB-0730	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-14G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-14G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-14G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-14G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-16G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-16G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-16G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-16G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-18G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-18G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.

			11.
		USB-18G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-18G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-20G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-20G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-20G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-20G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-24G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-24G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-24G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USB-24G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0413	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura

			móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0415	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0420	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0430	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0513	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0515	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0520	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-0530	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-6513	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-6515	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-6520	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-6530	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.

			11.
		USBAN-0713	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 1 Aguja Introdutora, Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0715	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0720	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0730	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-16G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-16G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-16G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.

			11.
		USBAN-16G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-20G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-20G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-20G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-20G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-24G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-24G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura

			móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-24G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-24G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBP-0413	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-0415	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-0420	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-0430	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-0513	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura

			móvil con traba.
		USBP-0515	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-0520	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-0530	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-6513	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-6515	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-6520	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-6530	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-0713	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.

		USBP-0715	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-0720	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-0730	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-14G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-14G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-14G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-14G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-16G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-16G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 15 cm,

			1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-16G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-16G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-18G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-18G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-18G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-18G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-20G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-20G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.

			Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-20G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-20G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-24G13	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-24G15	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-24G20	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBP-24G30	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba.
		USBAN-0413-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-0415-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 15 cm,

			1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0420-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0430-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador,1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0513-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0515-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0520-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura

			móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-0530-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-6513-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-6515-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-6520-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-6530-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-0713-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0715-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0720-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0730-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G13-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G15-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja

			Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G20-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G30-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-16G13-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-16G15-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-16G20-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-16G30-	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 30 cm,

		PC	1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G13-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G15-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G20-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G30-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-20G13-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura

			móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-20G15-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-20G20-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-20G30-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-24G13-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-24G15-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-24G20-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-24G30-PC	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0413-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0415-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0420-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0430-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura

			móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0513-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0515-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0520-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-0530-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-6513-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-6515-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble

			punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-6520-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-6530-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-0713-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-0715-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.
		USBAN-0720-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11.

			11.
		USBAN-0730-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G13-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G15-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G20-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-14G30-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 14G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.

		USBAN-16G13-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-16G15-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-16G20-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-16G30-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 16G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G13-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G15-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G20-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-18G30-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 18G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador,1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-20G13-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-20G15-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-20G20-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.

		USBAN-20G30-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 20G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-24G13-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-24G15-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-24G20-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		USBAN-24G30-E	1 Catéter Venoso Central Simple Lumen de 24G x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11.
		DSB-3505	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 5 cm, 1 Guía

			<p>metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-3508	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-3513	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-3515	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-3518	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-3520	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 20 cm, 1</p>

			<p>Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-3530	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0405	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0408	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0413	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0415	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía</p>

			metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSB-0418	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSB-0420	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSB-0430	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSB-4505	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSB-4508	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 8 cm, 1 Guía

			<p>metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-4513	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-4515	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-4518	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-4520	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-4530	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 30 cm, 1</p>

			<p>Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0505	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0508	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0513	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0515	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0520	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía</p>

			<p>metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0530	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-5505	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-5508	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-5513	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-5515	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 15 cm, 1</p>

			<p>Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-5520	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-5530	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0605	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0608	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0613	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 13 cm, 1 Guía</p>

			<p>metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0615	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0620	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0630	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-6505	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-6508	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 8 cm, 1 Guía</p>

			<p>metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-6513	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-6515	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-6520	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-6530	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0705	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7Fr x 5 cm, 1 Guía</p>

			<p>metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0708	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0713	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0715	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0720	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-0730	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía</p>

			<p>metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-7505	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-7508	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 8 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-7513	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-7515	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-7520	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 20 cm, 1</p>

			<p>Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSB-7530	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-3505	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-3508	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-3513	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>

		DSBN-3515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3518	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0405	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.

		DSBN-0408	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0413	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0415	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0418	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0420	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.

		DSBN-0430	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4505	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4508	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4513	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.

		DSBN-4518	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0505	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0508	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.

		DSBN-0513	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5505	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.

		DSBN-5508	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5513	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.

		DSBN-0605	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0608	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0613	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0615	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0620	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.

		DSBN-0630	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-6505	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-6508	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-6513	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-6515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.

		DSBN-6520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-6530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0705	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0708	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0713	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.

		DSBN-0715	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0720	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0730	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-7505	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-7508	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.

		DSBN-7513	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-7515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-7520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-7530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-3505	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-3508	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 8 cm, 1 Guía

			metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-3513	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-3515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-3518	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-3520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-3530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0405	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0408	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 8 cm, 1 Guía

			metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0413	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0415	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0418	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0420	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0430	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-4505	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes
		DSBP-4508	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 4513	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 4515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes..
		DSBP- 4518	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 4520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 4530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 0505	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 0508	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 0513	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 0515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 0520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 0530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 5505	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 5508	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP- 5513	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja

			Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-5515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-5520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-5530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0605	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0608	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0613	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0615	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura

			móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0620	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0630	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-6505	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-6508	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-6513	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-6515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-6520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2

			Tapones Intermitentes.
		DSBP-6530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0705	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0708	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 8 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0713	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0715	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0720	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-0730	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2

			Tapones Intermitentes.
		DSBP-7505	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-7508	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 8 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-7513	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-7515	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-7520	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBP-7530	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3505-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3508-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3513-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3515-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3518-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3520-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1

			Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3530-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0405-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0408-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0413-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0415-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0418-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0420-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0430-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4505-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4508-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4513-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4515-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4518-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4520-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4530-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0505-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0508-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0513-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0515-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0520-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0530-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5505-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5508-PC	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5513-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5515-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5520-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5530-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0605-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0608-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0613-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0615-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0620-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0630-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-6505-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-6508-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-6513-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-6515-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-6520-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-6530-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0705-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0708-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0713-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0715-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0720-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0730-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-7505-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-7508-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 8 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-7513-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-7515-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-7520-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa

			Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-7530-PC	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3505-E	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3508-E	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3513-E	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3515-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora,

			1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3518-E	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3520-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-3530-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 3.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0405-E	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0408-E	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora,

			1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0413-E	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0415-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0418-E	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0420-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0430-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-4505-E	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-4508-E	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-4513-E	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-4515-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-4518-E	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora,</p>

			1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4520-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-4530-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 4.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0505-E	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0508-E	1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0513-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0515-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0520-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0530-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-5505-E	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-5508-E	<p>1 Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora,</p>

			1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5513-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5515-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5520-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-5530-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 5.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.
		DSBN-0605-E	Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0608-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0613-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0615-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0620-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0630-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja</p>

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-6505-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-6508-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-6513-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-6515-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-6520-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja</p>

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-6530-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0705-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0708-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 8 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0713-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0715-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja</p>

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0720-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-0730-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-7505-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-7508-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-7513-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja</p>

			<p>Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-7515-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-7520-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		DSBN-7530-E	<p>Catéter Venoso Central Doble Lumen de 7.5 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 2 Clamps, 2 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-3505	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-3508	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,</p>

			1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-3513	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-3515	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-3518	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-3520	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-3530	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0405	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0408	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0413	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0415	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0418	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0420	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0430	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-4505	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-4508	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-4513	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta

			<p>desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-4515	<p>1Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-4518	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-4520	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-4530	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-0505	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,</p>

			1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0508	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0513	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0515	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0520	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0530	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-5505	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-5508	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-5513	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-5515	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-5520	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-5530	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0605	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0608	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0613	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0615	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			<p>1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-0620	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-0630	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-6505	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-6508	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSB-6513	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta</p>

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-6515	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-6520	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-6530	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0705	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0708	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0713	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0715	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0720	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-0730	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB-7505	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB- 7508	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 8 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB- 7513	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB- 7515	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB- 7520	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSB- 7530	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta

			<p>desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3505	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3508	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3513	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3515	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3518	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 18 cm, 1</p>

			<p>Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3520	<p>Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3530	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0405	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0408	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0413	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía</p>

			<p>metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0415	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0418	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0420	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0430	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-4505	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 5 cm, 1 Guía</p>

			<p>metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-4508	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-4513	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-4515	<p>1Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-4518	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-4520	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 20 cm, 1</p>

			<p>Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-4530	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0505	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0508	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0513	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0515	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía</p>

			<p>metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0520	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0530	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5505	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5508	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5513	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 13 cm, 1</p>

			<p>Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5515	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5520	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5530	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0605	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0608	<p>Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 8 cm, 1 Guía</p>

			<p>metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0613	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0615	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0620	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0630	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6505	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 5 cm, 1 Guía</p>

			<p>metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6508	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6513	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6515	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6520	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6530	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1</p>

			<p>Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0705	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0708	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0713	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0715	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0720	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía</p>

			<p>metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0730	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7505	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7508	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 8 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7513	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7515	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 15 cm,1</p>

			<p>Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7520	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7530	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBP-3505	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBP-3508	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBP-3513	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>

		TSBP-3515	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-3518	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-3520	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-3530	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0405	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0408	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0413	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.

		TSBP-0415	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0418	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0420	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0430	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-4505	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3Tapones Intermitentes
		TSBP-4508	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-4513	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.

		TSBP-4515	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes..
		TSBP-4518	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-4520	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-4530	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0505	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0508	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0513	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.

		TSBP-0515	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0520	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0530	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-5505	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-5508	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-5513	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-5515	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.

		TSBP-5520	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-5530	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0605	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0608	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0613	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0615	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0620	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.

		TSBP-0630	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-6505	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-6508	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-6513	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-6515	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-6520	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-6530	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.

		TSBP-0705	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0708	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 8 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0713	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0715	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0720	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-0730	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-7505	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.

		TSBP-7508	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-7513	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-7515	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-7520	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBP-7530	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-3505-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5 Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1 Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-3508-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5 Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora,

			1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-3513-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-3515-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-3518-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-3520-PC	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-3530-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0405-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0408-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0413-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0415-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0418-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora,</p>

			1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0420-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0430-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4505-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4508-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4513-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora,

			1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4515-PC	1Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4518-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4520-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4530-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0505-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora,

			1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0508-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0513-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0515-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0520-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0530-PC	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5505-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5508-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5513-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5515-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5520-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja</p>

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-5530-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0605-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0608-PC	<p>Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0613-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0615-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja</p>

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0620-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0630-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6505-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6508-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6513-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja</p>

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6515-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6520-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-6530-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0705-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0708-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja</p>

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0713-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0715-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0720-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-0730-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7505-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja</p>

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7508-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7513-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7515-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7520-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-7530-PC	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja</p>

			<p>Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3505-E	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3508-E	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3513-E	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3515-E	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introductora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.</p>
		TSBN-3518-E	<p>1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta</p>

			desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-3520-E	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-3530-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 3.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0405-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0408-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0413-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 0415-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 0418-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 0420-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 0430-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 4505-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4508-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4513-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4515-E	1Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4518-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 18 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4520-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1, Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-4530-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 4.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0505-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0508-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0513-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí Nº 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0515-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0520-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0530-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-5505-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-5508-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1 Aguja Introdutora, 1Dilatador, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-5513-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-5515-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-5520-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-5530-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 5.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0605-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0608-E	Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 0613-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 0615-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 0620-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 0630-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 6505-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 6508-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 8 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 6513-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 6515-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 15 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 6520-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 6530-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 6.5Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0705-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0708-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 8 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0713-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0715-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-0720-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda,

			1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 0730-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 7505-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5Fr x 5 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 7508-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 8 cm,1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 7513-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5Fr x 13 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introductora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN- 7515-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 15 cm,1 Guía metálica doble punta

			desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-7520-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 20 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.
		TSBN-7530-E	1 Catéter Venoso Central Triple Lumen de 7.5 Fr x 30 cm, 1 Guía metálica doble punta desnuda, 1Dilatador, 1 Aguja Introdutora, 1 Jeringa Hipodérmica de 5cc, 1 Aguja Hipodérmica, 1 Aleta de sutura móvil con traba, 1 Bisturí N° 11, 3 Clamps, 3 Tapones Intermitentes.

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-1492-14-6 y su anexo 1-47-3110-5365-17-8



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ANEXO DE MODIFICACIÓN-KFF S.A

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 140 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.30 16:40:03 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.06.30 16:41:16 -03:00