



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: 1-47-7259-19-1

VISTO el Expediente N° 1-47-7259-19-1 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM: 16-966, denominado Sistema para Codo, marca Synthes.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-16-966,

correspondiente al producto médico denominado Sistema para Codo, marca Synthes, propiedad de la firma JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 7427/14 de fecha 24 de Octubre de 2014, la cual será 24 de Octubre de 2024.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-16-966, denominado Sistema para Codo, marca Synthes.

ARTÍCULO 3°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento GEDO N° IF-2020-12780841-APN-INPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-16-966.

ARTICULO 4°.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-7259-19-1

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.07.28 19:08:56 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.07.28 19:08:59 -03:00

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.A. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM: 16-966 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre genérico aprobado: Sistema para Codo

Marca: Synthes

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 7427/14

Tramitado por expediente N° 1-47-16831-13-9

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	24 de Octubre de 2019	24 de Octubre de 2024
Nombre Genérico	Synthes	Depuy Synthes
Modelo/s	.7 y 3.5 02.113.103 Placa gancho LCP 3.5, 3 agujeros, L 62mm 02.113.103S Placa gancho LCP 3.5, 3 agujeros, L 62mm 04.113.103 Placa gancho LCP 3.5, 3 agujeros, L 62mm 04.113.103S Placa gancho LCP 3.5, 3 agujeros, L 62mm 224.830 Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 7 agujeros, L 80mm 224.830S Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 7 agujeros, L	236.502 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 2 aguj., L 86mm 236.503 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 2 aguj., L 86mm 236.504 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 4 aguj., L 111mm 236.505 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 4 aguj., L 111mm 236.506 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 6 aguj., L 138mm 236.507 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 6 aguj., L 138mm 236.508 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 8 aguj., L 163mm 236.509 Placa LCP 3.5

	80mm	p/olécr., izqu., 8 aguj., L 163mm
	224.832 Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 9 agujeros, L 106mm	236.510 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 10 aguj., L 190mm
	224.832S Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 9 agujeros, L 106mm	236.511 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 10 aguj., L 190mm
	224.834 Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 11 agujeros, L 132mm	236.512 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 12 aguj., L 216mm
	224.834S Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 11 agujeros, L 132mm	236.513 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 12 aguj., L 216mm
	224.836 Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 13 agujeros, L 158mm	241.262 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 3 agujeros
	224.836S Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 13 agujeros, L 158mm	241.263 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 3 agujeros
	224.838 Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 15 agujeros, L 184mm	241.264 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 5 agujeros
	224.838S Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 15 agujeros, L 184mm	241.265 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 5 agujeros
	236.502 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 2 aguj., L 86mm	241.266 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 7 agujeros
	236.502S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 2 aguj., L 86mm	241.267 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 7 agujeros
	236.503 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 2 aguj., L 86mm	241.268 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 9 agujeros
	236.503S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 2 aguj., L 86mm	241.269 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 9 agujeros
	236.504 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 4 aguj.,	

	<p>L 111mm</p> <p>236.504S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 4 aguj., L 111mm</p> <p>236.505 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 4 aguj., L 111mm</p> <p>236.505S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 4 aguj., L 111mm</p> <p>236.506 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 6 aguj., L 138mm</p> <p>236.506S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 6 aguj., L 138mm</p> <p>236.507 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 6 aguj., L 138mm</p> <p>236.507S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 6 aguj., L 138mm</p> <p>236.508 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 8 aguj., L 163mm</p> <p>236.508S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 8 aguj., L 163mm</p> <p>436.512 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 12 aguj., L 216mm</p> <p>441.303 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 14 aguj.</p> <p>441.303S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 14 aguj.</p> <p>441.304 DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 14 agujeros</p>	<p>241.272 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 3 agujeros</p> <p>241.273 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 3 agujeros</p> <p>241.274 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 5 agujeros</p> <p>241.275 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 5 agujeros</p> <p>241.276 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 7 agujeros</p> <p>241.277 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 7 agujeros</p> <p>241.278 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 9 agujeros</p> <p>241.279 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 9 agujeros</p> <p>241.282 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, derecha, 3 agujeros</p> <p>241.283 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, izquierda, 3 agujeros</p> <p>241.284 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, derecha, 5 agujeros</p> <p>241.285 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, izquierda, 5 agujeros</p> <p>241.286 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,</p>
--	--	---

441.304S DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 14 agujeros	derecha, 7 agujeros
441.305 DHP 2.7/3.5, medial, izq., 14 agujeros	241.287 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, izquierda, 7 agujeros
441.305S DHP 2.7/3.5, medial, izq., 14 agujeros	241.288 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, derecha, 9 agujeros
436.512S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 12 aguj., L 216mm	241.289 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, izquierda, 9 agujeros
436.513 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 12 aguj., L 216mm	241.300 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 14 agujeros
436.513S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 12 aguj., L 216mm	241.301 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat., izquierda, 14 agujeros
441.262 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 3 aguj.	241.302 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 14 agujeros
441.262S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 3 aguj.	241.303 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat., izquierda, 14 agujeros
441.263 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 3 aguj.	241.304 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, derecha, 14 agujeros
441.263S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 3 aguj.	241.305 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, izquierda, 14 agujeros
441.264 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 5 aguj.	436.502 Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 2 agujeros, L 86mm
441.264S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 5 aguj.	436.503 Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 2 agujeros, L 86mm
441.265 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 5 aguj.	436.504 Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 4 agujeros, L 111mm
441.265S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 5 aguj.	436.505 Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 4 agujeros, L 111mm
441.266 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 7	436.506 Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 6 agujeros, L 138mm
	436.507 Placa LCP 3.5

	<p>aguj.</p> <p>441.266S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 7 aguj.</p> <p>441.267 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 7 aguj.</p> <p>441.267S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 7 aguj.</p> <p>441.268 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 9 aguj.</p> <p>441.268S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 9 aguj.</p> <p>441.269 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 9 aguj.</p> <p>441.269S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 9 aguj.</p> <p>441.272 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 3 aguj.</p> <p>441.272S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 3 aguj.</p> <p>441.273 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 3 aguj.</p> <p>441.273S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 3 aguj.</p> <p>441.274 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 5 aguj.</p> <p>441.274S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 5 aguj.</p> <p>441.275 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 5 aguj.</p> <p>441.275S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 5 aguj.</p>	<p>p/olécranon, izquierda, 6 agujeros, L 138mm</p> <p>436.508 Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 8 agujeros, L 163mm</p> <p>436.509 Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 8 agujeros, L 163mm</p> <p>436.510 Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 10 agujeros, L 190mm</p> <p>436.511 Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 10 agujeros, L 190mm</p> <p>436.512 Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 12 agujeros, L 216mm</p> <p>436.513 Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 12 agujeros, L 216mm</p> <p>441.262 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 3 agujeros</p> <p>441.263 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 3 agujeros</p> <p>441.264 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 5 agujeros</p> <p>441.265 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 5 agujeros</p> <p>441.266 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 7 agujeros</p> <p>441.267 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 7 agujeros</p> <p>441.268 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero,</p>
--	---	--

441.276 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 7 aguj.	dorsolateral, derecha, 9 agujeros
441.276S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 7 aguj.	441.269 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 9 agujeros
441.277 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 7 aguj.	441.272 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 3 agujeros
441.277S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 7 aguj.	441.273 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 3 agujeros
441.278 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 9 aguj.	441.274 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 5 agujeros
441.278S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 9 aguj.	441.275 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 5 agujeros
441.279 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 9 aguj.	441.276 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 7 agujeros
441.279S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 9 aguj.	441.277 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 7 agujeros
441.282 DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 3 agujeros	441.278 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 9 agujeros
441.282S DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 3 agujeros	441.279 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, izquierda, 9 agujeros
441.283 DHP 2.7/3.5, medial, izq., 3 agujeros	441.282 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, derecha, 3 agujeros
441.283S DHP 2.7/3.5, medial, izq., 3 agujeros	441.283 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, izquierda, 3 agujeros
441.284 DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 5 agujeros	441.284 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,
441.284S DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 5 agujeros	
441.285 DHP 2.7/3.5, medial, izq., 5 agujeros	

	<p>441.285S DHP 2.7/3.5, medial, izq., 5 agujeros</p> <p>441.286 DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 7 agujeros</p> <p>441.286S DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 7 agujeros</p> <p>441.287 DHP 2.7/3.5, medial, izq., 7 agujeros</p> <p>441.287S DHP 2.7/3.5, medial, izq., 7 agujeros</p> <p>441.288 DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 9 agujeros</p> <p>441.288S DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 9 agujeros</p> <p>441.289 DHP 2.7/3.5, medial, izq., 9 agujeros</p> <p>236.509 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 8 aguj., L 163mm</p> <p>236.509S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 8 aguj., L 163mm</p> <p>236.510 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 10 aguj., L 190mm</p> <p>236.510S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 10 aguj., L 190mm</p> <p>236.511 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 10 aguj., L 190mm</p> <p>236.511S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 10 aguj., L 190mm</p>	<p>derecha, 5 agujeros</p> <p>441.285 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, izquierda, 5 agujeros</p> <p>441.286 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, derecha, 7 agujeros</p> <p>441.287 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, izquierda, 7 agujeros</p> <p>441.288 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, derecha, 9 agujeros</p> <p>441.289 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, izquierda, 9 agujeros</p> <p>441.300 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 14 agujeros</p> <p>441.301 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat., izquierda, 14 agujeros</p> <p>441.302 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolateral, derecha, 14 agujeros</p> <p>441.303 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat., izquierda, 14 agujeros</p> <p>441.304 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, derecha, 14 agujeros</p> <p>441.305 DHP-Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial, izquierda, 14 agujeros</p> <p>02.113.103 Placa gancho LCP 3.5, 3 agujeros, L 62mm</p> <p>02.113.103S Placa gancho LCP 3.5, 3 agujeros, L 62mm</p> <p>04.113.103 Placa gancho LCP 3.5, 3 agujeros, L 62mm</p> <p>04.113.103S Placa gancho LCP 3.5, 3 agujeros, L 62mm</p>
--	--	--

<p>236.512 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 12 aguj., L 216mm</p> <p>236.512S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 12 aguj., L 216mm</p> <p>236.513 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 12 aguj., L 216mm</p> <p>236.513S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 12 aguj., L 216mm</p> <p>241.262 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 3 aguj.</p> <p>241.262S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 3 agujeros</p> <p>241.263 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 3 aguj.</p> <p>241.263S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 3 agujeros</p> <p>241.264 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 5 aguj.</p> <p>241.264S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 5 agujeros</p> <p>241.265 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 5 aguj.</p> <p>241.265S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 5 agujeros</p> <p>241.266 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 7 aguj.</p>	<p>236.502S Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 2 aguj., L 86mm</p> <p>236.503S Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 2 aguj., L 86mm</p> <p>236.504S Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 4 aguj., L 111mm</p> <p>236.505S Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 4 aguj., L 111mm</p> <p>236.506S Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 6 aguj., L 138mm</p> <p>236.507S Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 6 aguj., L 138mm</p> <p>236.508S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 8 aguj., L 163mm</p> <p>236.509S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 8 aguj., L 163mm</p> <p>236.510S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 10 aguj., L 190mm</p> <p>236.511S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 10 aguj., L 190mm</p> <p>236.512S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 12 aguj., L 216mm</p> <p>236.513S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 12 aguj., L 216mm</p> <p>241.262S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,3 aguj.</p> <p>241.263S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,3 aguj.</p> <p>241.264S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,5 aguj.</p> <p>241.265S Placa distal</p>
--	---

241.266S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 7 agujeros	2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,5 aguj. 241.266S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,7 aguj. 241.267S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,7 aguj. 241.268S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,9 aguj. 241.269S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,9 aguj. 241.272S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,3 aguj. 241.273S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,3 aguj. 241.274S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,5 aguj. 241.275S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,5 aguj. 241.276S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,7 aguj. 241.277S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,7 aguj. 241.278S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,9 aguj. 241.279S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,9 aguj. 241.282S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,derecha,3 agujeros 241.283S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,izquierda,3 aguj. 241.284S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero,
241.267 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 7 aguj.	
241.267S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 7 agujeros	
241.268 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 9 aguj.	
241.268S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 9 agujeros	
241.269 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 9 aguj.	
241.269S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 9 agujeros	
241.272 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 3 aguj.	
241.272S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 3 agujeros	
241.273 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 3 aguj.	
241.273S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 3 agujeros	
241.274 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 5 aguj.	
241.274S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 5 agujeros	
241.275 DHP 2.7/3.5,	

	dorsolateral, izq., 5 aguj. 241.275S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 5 agujeros 241.276 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 7 aguj. 241.276S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 7 agujeros 241.277 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 7 aguj. 241.277S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 7 agujeros 241.278 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 9 aguj. 241.278S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 9 agujeros 241.279 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 9 aguj. 241.279S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 9 agujeros 241.282 DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 3 agujeros 241.282S DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 3 agujeros 241.283 DHP 2.7/3.5, medial, izq., 3 agujeros 241.283S DHP 2.7/3.5, medial, izquierda, 3 agujeros 241.284 DHP 2.7/3.5,	medial,derecha,5 agujeros 241.285S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,izquierda,5 agujeros 241.286S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,derecha,7 agujeros 241.287S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,izquierda,7 aguj. 241.288S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,derecha,9 agujeros 241.289S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,izquierda,9 aguj. 241.300S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,14 aguj. 241.301S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,14 aguj. 241.302S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,14 aguj. 241.303S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,14 aguj. 241.304S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,derecha,14 aguj. 241.305S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,izquierda,14 aguj. 436.502S Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 2 aguj., L 86mm 436.503S Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 2 aguj., L 86mm 436.504S Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 4 aguj., L 111mm 436.505S Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 4 aguj., L 111mm
--	--	--

	<p>medial, derecha, 5 agujeros</p> <p>241.284S DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 5 agujeros</p> <p>241.285 DHP 2.7/3.5, medial, izq., 5 agujeros</p> <p>241.285S DHP 2.7/3.5, medial, izquierda, 5 agujeros</p> <p>241.286 DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 7 agujeros</p> <p>241.286S DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 7 agujeros</p> <p>241.287 DHP 2.7/3.5, medial, izq., 7 agujeros</p> <p>241.287S DHP 2.7/3.5, medial, izquierda, 7 agujeros</p> <p>241.288 DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 9 agujeros</p> <p>241.288S DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 9 agujeros</p> <p>241.289 DHP 2.7/3.5, medial, izq., 9 agujeros</p> <p>241.289S DHP 2.7/3.5, medial, izquierda, 9 agujeros</p> <p>241.300 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 14 aguj.</p> <p>241.300S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 14 agujeros</p>	<p>436.506S Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 6 aguj., L 138mm</p> <p>436.507S Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 6 aguj., L 138mm</p> <p>436.508S Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 8 aguj., L 163mm</p> <p>436.509S Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 8 aguj., L 163mm</p> <p>436.510S Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 10 aguj., L 190mm</p> <p>436.511S Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 10 aguj., L 190mm</p> <p>436.512S Placa LCP 3.5 p/olécranon, derecha, 12 aguj., L 216mm</p> <p>436.513S Placa LCP 3.5 p/olécranon, izquierda, 12 aguj., L 216mm</p> <p>441.262S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,3 aguj.</p> <p>441.263S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,3 aguj.</p> <p>441.264S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,5 aguj.</p> <p>441.265S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,5 aguj.</p> <p>441.266S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,7 aguj.</p> <p>441.267S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,7 aguj.</p> <p>441.268S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,9 aguj.</p> <p>441.269S Placa distal</p>
--	---	---

241.301 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 14 aguj.	2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,9 aguj.
241.301S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 14 agujeros	441.272S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,3 aguj.
241.302 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 14 aguj.	441.273S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,3 aguj.
241.302S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 14 agujeros	441.274S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,5 aguj.
241.303 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 14 aguj.	441.275S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,5 aguj.
241.303S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izquierda, 14 agujeros	441.276S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,7 aguj.
241.304 DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 14 agujeros	441.277S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,7 aguj.
241.304S DHP 2.7/3.5, medial, derecha, 14 agujeros	441.278S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,9 aguj.
241.305 DHP 2.7/3.5, medial, izq., 14 agujeros	441.279S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,9 aguj.
241.305S DHP 2.7/3.5, medial, izquierda, 14 agujeros	441.282S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,derecha,3 agujeros
424.830 Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 7 agujeros, L 80mm	441.283S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,izquierda,3 aguj.
424.830S Placa LCP 3.5 p/metáfisis, p/húmero distal-medial	441.284S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,derecha,5 agujeros
424.832 Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 9 agujeros, L 106mm	441.285S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,izquierda,5 aguj.
424.832S Placa LCP 3.5 p/metáfisis, p/húmero	441.286S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,derecha,7 agujeros
	441.287S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,izquierda,7 aguj.
	441.288S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero,

	<p>distal-medial</p> <p>424.834 Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 11 agujeros, L 132mm</p> <p>424.834S Placa LCP 3.5 p/metáfisis, p/húmero distal-medial</p> <p>424.836 Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 13 agujeros, L 158mm</p> <p>424.836S Placa LCP 3.5 p/metáfisis, p/húmero distal-medial</p> <p>424.838 Placa LCP 3.5 p/metáfisis, 15 agujeros, L 184mm</p> <p>424.838S Placa LCP 3.5 p/metáfisis, p/húmero distal-medial</p> <p>436.502 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 2 aguj., L 86mm</p> <p>436.502S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 2 aguj., L 86mm</p> <p>436.503 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 2 aguj., L 86mm</p> <p>436.503S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 2 aguj., L 86mm</p> <p>436.504 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 4 aguj., L 111mm</p> <p>436.504S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 4 aguj., L 111mm</p> <p>436.505 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 4 aguj., L</p>	<p>medial,derecha,9 agujeros 441.289S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,izquierda,9 aguj. 441.300S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,14 aguj. 441.301S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,14 aguj. 441.302S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,derecha,14 aguj. 441.303S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, dorsolat.,izquierda,14 aguj. 441.304S Placa distal 2.7/3.5 p/húmero, medial,derecha,14 aguj.</p> <p>Instrumental asociado</p>
--	---	--

	<p>111mm</p> <p>436.505S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 4 aguj., L 111mm</p> <p>436.506 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 6 aguj., L 138mm</p> <p>436.506S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 6 aguj., L 138mm</p> <p>436.507 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 6 aguj., L 138mm</p> <p>436.507S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 6 aguj., L 138mm</p> <p>436.508 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 8 aguj., L 163mm</p> <p>436.508S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 8 aguj., L 163mm</p> <p>436.509 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 8 aguj., L 163mm</p> <p>436.509S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 8 aguj., L 163mm</p> <p>436.510 Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 10 aguj., L 190mm</p> <p>436.510S Placa LCP 3.5 p/olécr., derecha, 10 aguj., L 190mm</p> <p>441.289S DHP 2.7/3.5, medial, izq., 9 agujeros</p> <p>441.300 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 14 aguj.</p>	
--	---	--

	441.300S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 14 aguj. 441.301 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 14 aguj. 441.301S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, izq., 14 aguj. 441.302 DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 14 aguj. 441.302S DHP 2.7/3.5, dorsolateral, derecha, 14 aguj. 436.511 Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 10 aguj., L 190mm 436.511S Placa LCP 3.5 p/olécr., izqu., 10 aguj., L 190mm	
--	--	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-7259-19-1



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: 1-47-7259-19-1 JOHNSONS & JOHNSONS MEDICAL S.A

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.27 10:17:58 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.27 10:17:25 -03:00