



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 10089

23 NOV. 2015
BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-1040-14-3 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma COVIDIEN ARGENTINA S.A. solicita la Autorización de la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2142-183, denominado: Dispositivos electroquirúrgicos, marca Covidien.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 1490/92, N° 1886/14 y N° 1368/15.

Por ello;

**EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA**

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2142-183, denominado: Dispositivos electroquirúrgicos, marca Covidien.

ARTICULO 2º - Acéptase el texto del Anexo de Autorización de modificaciones, el cual pasa a formar parte integrante de la presente Disposición y que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2142-183.

↓ LV



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 10089

ARTICULO 3° - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado, y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con su Anexo; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica, para que efectúe la agregación del Anexo de modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-1040-14-3

DISPOSICIÓN N° 10089

fe

DR. LEONARDO VERNA
SUBADMINISTRADOR NACIONAL
DECRETO N° 1368/2015
A.N.M.A.T.

f



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N°.....**10089** los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-2142-183 y de acuerdo a lo solicitado por la firma COVIDIEN ARGENTINA S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico Aprobado: Dispositivos electroquirúrgicos.

Marca: Covidien.

Disposición Autorizante de (RPPTM) N°7023/13

Tramitado por expediente N° 1-47-13690-10-7

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Modelos	E2505-10FR Coagulador de succión Valleylab 10Fr/Ch (3.33mm), 6" (15.24cm) E2608-6 Coagulador de succión Valleylab 8Fr/Ch (2.67mm), 6" (3.33mm) E3305 Coagulador de succión Valleylab 12Fr/Ch (4.0mm), 6" (15.24cm) E3310 Coagulador de succión Valleylab 10Fr/Ch (3.33mm), 6" (15.24cm) E1550 Electrodo de bola Valleylab, 5mm E1551-6 Electrodo con hoja Valleylab, 6.5" (16.51 cm) E1551G Electrodo con hoja	E2505-10FR Coagulador de succión Valleylab 10Fr/Ch (3.33mm), 6" (15.24cm) E2608-6 Coagulador de succión Valleylab 8Fr/Ch (2.67mm), 6" (3.33mm) E3305 Coagulador de succión Valleylab 12Fr/Ch (4.0mm), 6" (15.24cm) E3310 Coagulador de succión Valleylab 10Fr/Ch (3.33mm), 6" (15.24cm) E1550 Electrodo de bola Valleylab, 5mm E1551-6 Electrodo con hoja Valleylab, 2.4" (6.2cm) E1551XG Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal Valleylab, 2.4" (6.2 cm)

↓ LV



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	Valleylab, 2.4" (6.2cm) E1551X Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal Valleylab, 2.4 (6.2 cm) E1552 Electrodo de aguja Valleylab, 2.8" (7.2cm) E1552-6 Electrodo de aguja Valleylab, 6.5" (16.51cm) E1650 Electrodo de microaguja recto Valleylab, 2 cm E1651 Electrodo de microaguja recto Valleylab, 3 cm E1652 Electrodo de microaguja en ángulo 45° Valleylab, 3 mm desde la punta, 3 cm E1653 Electrodo de microaguja en ángulo 45° Valleylab, 1 cm desde la punta, 3 cm E1654B Electrodo de microaguja aislada Valleylab, 9 cm E1450-4 Electrodo con hoja EDGE, 4" (10.16cm) E1450-6 Electrodo con hoja EDGE, 6.5" (16.51cm) E1450G Electrodo con hoja EDGE, 3" (7.62cm) E1450X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 2.5" (6.35cm) E1452 Electrodo de aguja EDGE, 2.8" (7.2cm) E1452-6 Electrodo de aguja EDGE, 6.5" (16.51cm) E1455 Electrodo con hoja aislada EDGE, 2.75" (7.0cm) E1455-4 Electrodo con hoja aislada EDGE, 4" (10.16cm)	E1552 Electrodo de aguja Valleylab, 2.8" (7.2cm) E1552-6 Electrodo de aguja Valleylab, 6.5" (16.51cm) E1650 Electrodo de microaguja recto Valleylab, 2 cm E1651 Electrodo de microaguja recto Valleylab, 3 cm E1652 Electrodo de microaguja en ángulo 45° Valleylab, 3 mm desde la punta, 3 cm E1653 Electrodo de microaguja en ángulo 45° Valleylab, 1 cm desde la punta, 3 cm Valleylab, 2.4" (6.2cm) E1654B Electrodo de microaguja aislada Valleylab, 9 cm E1450-4 Electrodo con hoja EDGE, 4" (10.16cm) E1450-6 Electrodo con hoja EDGE, 6.5" (16.51cm) E1450G Electrodo con hoja EDGE, 3" (7.62cm) E1450X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 2.5" (6.35cm) E1452 Electrodo de aguja EDGE, 2.8" (7.2cm) E1452-6 Electrodo de aguja EDGE, 6.5" (16.51cm) E1455 Electrodo con hoja aislada EDGE, 2.75" (7.0cm) E1455-4 Electrodo con hoja aislada EDGE, 4" (10.16cm)
--	--	--

LV



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

E1450X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 2.5" (6.35cm)	E1455-6 Electrodo con hoja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm)
E1452 Electrodo de aguja EDGE, 2.8" (7.2cm)	E1455B Electrodo con hoja aislada EDGE, mango de seguridad, 2.75" (7.0cm)
E1452-6 Electrodo de aguja EDGE, 6.5" (16.51cm)	E1455B-4 Electrodo con hoja aislado EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm)
E1455 Electrodo con hoja aislada EDGE, 2.75" (7.0cm)	E1465 Electrodo de aguja aislada EDGE, 2.8" (7.2cm)
E1455-4 Electrodo con hoja aislada EDGE, 4" (10.16cm)	E1465-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, 4" (10.16cm)
E1455-6 Electrodo con hoja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm)	E1465-6 Electrodo de aguja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm)
E1455B Electrodo con hoja aislada EDGE, mango de seguridad, 2.75" (7.0cm)	E1465B Electrodo de aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 2.8" (7.2cm)
E1455B-4 Electrodo con hoja aislado EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm)	E1465B-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm)
E1465 Electrodo de aguja aislada EDGE, 2.8" (7.2cm)	E1475X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 3" (7.62cm)
E1465-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, 4" (10.16cm)	E2750 Pinza laparoscópica de cuatro funciones Valleylab
E1465-6 Electrodo de aguja aislada EDGE, 6.5" (16.51cm)	E2780-28 Electrodo laparoscópico de espátula recta, hueco, Valleylab, 28 cm
E1465B Electrodo de aguja	E2781-28 Electrodo laparoscópico de espátula curva, hueco, Valleylab, 28cm
	E2781R-28ASP Electrodo laparoscópico de espátula curva, retráctil, orificios de aspiración,

LV



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	aislada EDGE, mango de seguridad, 2.8" (7.2cm)	Valleylab, 28cm
	E1465B-4 Electrodo de aguja aislada EDGE, mango de seguridad, 4" (10.16cm)	E2782-28 Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, hueco, Valleylab, 28cm
	E1475X Electrodo con hoja con bloqueo hexagonal EDGE, 3" (7.62cm)	E2782R-28ASP Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, Valleylab, 28cm
	E2750 Pinza laparoscópica de cuatro funciones Valleylab	E2783-28 Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, hueco, Valleylab, 28cm
	E2780-28 Electrodo laparoscópico de espátula recta, hueco, Valleylab, 28 cm	E2783R-28ASP Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm
	E2781-28 Electrodo laparoscópico de espátula curva, hueco, Valleylab, 28cm	E2783R-36ASP Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 36cm
	E2781R-28ASP Electrodo laparoscópico de espátula curva, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm	E2784-28 Electrodo laparoscópico de tipo gancho en L plano, hueco, Valleylab, 28cm
	E2782-28 Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, hueco, Valleylab, 28cm	E2784R-28ASP Electrodo laparoscópico de tipo gancho en L plano, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm
	E2782R-28ASP Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en J, Valleylab, 28cm	E2786-28 Electrodo laparoscópico de punta cilíndrica, hueco, Valleylab, 28cm
	E2783-28 Electrodo	E2250H· Lápiz electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m)
		E2350H Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m)
		E2350H-DB Lápiz de interruptor

LV



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, hueco, Valleylab, 28cm E2783R-28ASP Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2783R-36ASP Electrodo laparoscópico de alambre de tipo gancho en L, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 36cm E2784-28 Electrodo laparoscópico de tipo gancho en L plano, hueco, Valleylab, 28cm E2784R-28ASP Electrodo laparoscópico de tipo gancho en L plano, retráctil, orificios de aspiración, Valleylab, 28cm E2786-28 Electrodo laparoscópico de punta cilíndrica, hueco, Valleylab, 28cm E2250H Lápiz electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m) E2350H Lápiz de interruptor oscilante,	oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, 15' (4.6m) E2350HS Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m) E2450H Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m) E2450HS Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m) E2504 Lápiz Valleylab, 10' (3m) E2504H Lápiz, funda, Valleylab, 10' (3m) E2510H Lápiz artroscópico, electrodo de gancho Valleylab, funda, 90° E2511H Lápiz artroscópico, electrodo de gancho Valleylab, funda, 45° E2512H Lápiz artroscópico, electrodo de hoja angular Valleylab, funda E2515 Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, 10' (3m) E2515H Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, 10' (3m) E2515HDA Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, 10' (3m) E2515HDB Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, 15' (4.6m) E2515HS Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, extractor de humos, 10' (3m) E2516 Lápiz de interruptor de botón Valleylab, 10' (3m)
--	---	--

LV



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m)	E2516H Lápiz de botón de conmutación Valleylab, funda, 10' (3m)
E2350H-DB Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, 15' (4.6m)	E2516HDA Lápiz de botón de conmutación, electrodo de aguja Valleylab, funda, 10' (3m)
E2350HS Lápiz de interruptor oscilante, electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m)	E2516HS Lápiz de botón de conmutación Valleylab, funda, extractor de humos, 10' (3m)
E2450H Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, 10' (3m)	VL2600 Lápiz Reliant, funda, Valleylab, 10' (3m)
E2450HS Lápiz de botón de conmutación, electrodo de hoja EDGE, funda, extractor de humos, 10' (3m)	VL2600DB Lápiz Reliant, funda, Valleylab, 15' (4.6m)
E2504 Lápiz Valleylab, 10' (3m)	VL2600E Lápiz Reliant ERBE, funda, Valleylab 10' (3m)
E2504H Lápiz, funda, Valleylab, 10' (3m)	E1510 Electrodo de gancho artroscópico Valleylab, 90°
E2510H Lápiz artroscópico, electrodo de gancho Valleylab, funda, 90°	E1511 Electrodo de gancho artroscópico Valleylab, 45°
E2511H Lápiz artroscópico, electrodo de gancho Valleylab, funda, 45°	E1512 Electrodo artroscópico con hoja aislado Valleylab
E2512H Lápiz artroscópico, electrodo de	E1513 Electrodo artroscópico con hoja Valleylab
	E1559 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 10mm x 10mm
	E1560 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 15mm x 12mm
	E1561 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 20mm x 12mm
	E1562 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 20mm x 15mm
	E1563 Electrodo de bola Valleylab, 3mm
	E1564 Electrodo de bola Valleylab,

LV



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

hoja angular Valleylab, funda	5mm	
E2515 Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, 10' (3m)	E1565 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno Valleylab, 5mm x 5mm	
E2515H Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, 10' (3m)	E1567 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno Valleylab, 10mm x 8mm	
E2515HDA Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, 10' (3m)	E7506 Electrodo de retorno de paciente Polyhesive no REM	
E2515HDB Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, 15' (4.6m)	Valleylab, 9' (2.7 m)	
E2515HS Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, funda, extractor de humos, 10' (3m)	E7507 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM	
E2516 Lápiz de interruptor de botón Valleylab, 10' (3m)	Valleylab, 9' (2.7 m)	
E2516H Lápiz de botón de conmutación Valleylab, funda, 10' (3m)	E7507DB Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM	
E2516HDA Lápiz de botón de conmutación, electrodo de aguja Valleylab, funda, 10' (3m)	Valleylab, 15' (4.6 m)	
E2516HS Lápiz de botón de conmutación Valleylab, funda, extractor de humos, 10' (3m)	E7508 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab	
VL2600 Lápiz Reliant,	E7509 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab	
	E7509B Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab	
	E7510-25 Electrodo de retorno de paciente para niño Polyhesive REM	
	Valleylab, 9' (2.7 m)	
	E7510-25DB Electrodo de retorno de paciente para niño Polyhesive REM	
	Valleylab, 15' (4.6 m)	
	E7512 Electrodo de retorno de paciente neonatal Polyhesive REM	
	Valleylab, 9' (2.7 m)	
	E1000 Electrodo de bola reutilizable	

L LV



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	funda, Valleylab, 10' (3m) VL2600DB Lápiz Reliant, funda, Valleylab, 15' (4.6m) VL2600E Lápiz Reliant ERBE, funda, Valleylab 10' (3m) E1510 Electrodo de gancho artroscópico Valleylab, 90° E1511 Electrodo de gancho artroscópico Valleylab, 45° E1512 Electrodo artroscópico con hoja aislado Valleylab E1513 Electrodo artroscópico con hoja Valleylab E1559 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 10mm x 10mm E1560 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 15mm x 12mm E1561 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 20mm x 12mm E1562 Electrodo de bucle de tungsteno Valleylab, 20mm x 15mm E1563 Electrodo de bola Valleylab, 3mm E1564 Electrodo de bola	Valleylab, 3.2mm E1002 Electrodo de bola reutilizable Valleylab, 5.6mm E1003 Electrodo de aguja fina reutilizable Valleylab, 2.6" (6.6mm) E1005 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno reutilizable Valleylab, 2.75" (7.0cm) E1020 Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal reutilizable Valleylab, 2.75" (7.0 cm) E1502 Extensión recta Valleylab, 13cm E1504 Extensión recta Valleylab, 34,3cm E2003 Lápiz reutilizable Valleylab, 10' (3m) E2100 Lápiz de interruptor oscilante Valleylab, reutilizable, 15' (4.6m) E2100E Lápiz de interruptor oscilante Erbe, Valleylab, reutilizable, 15' (4.6m) VL2610 Lápiz de botón de conmutación Reliant, funda, 10' (3m) VL2610DB Lápiz de botón de conmutación Reliant, funda, 15' (4.6m) VL2610E Lápiz de botón de conmutación Reliant, funda, 15' (4.6m) VL2615 Lápiz de botón de conmutación con hoja recubierta Reliant funda, 10' (3m) VL2615DB Lápiz de botón de
--	---	---

L LV



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 A.N.M.A.T.

	Valleylab, 5mm E1565 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno Valleylab, 5mm x 5mm E1567 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno Valleylab, 10mm x 8mm E7506 Electrodo de retorno de paciente Polyhesive no REM Valleylab, 9' (2.7 m) E7507 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM Valleylab, 9' (2.7 m) E7507DB Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM Valleylab, 15' (4.6 m) E7508 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab E7509 Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab E7509B Electrodo de retorno de paciente adulto Polyhesive REM sin cable Valleylab E7510-25 Electrodo de retorno de paciente para niño Polyhesive REM	conmutación con hoja recubierta Reliant, funda, 15' (4.6m) VL2615E Lápiz de botón de conmutación con hoja recubierta Reliant, funda, 15' (4.6m) CVPLP2000 Lápiz evacuador de humo Valleylab
--	---	---

✓ LV



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	<p>Valleylab, 9' (2.7 m) E7510-25DB Electrodo de retorno de paciente para niño Polyhesive REM Valleylab, 15' (4.6 m) E7512 Electrodo de retorno de paciente neonatal Polyhesive REM Valleylab, 9' (2.7 m) E1000 Electrodo de bola reutilizable Valleylab, 3.2mm E1002 Electrodo de bola reutilizable Valleylab, 5.6mm E1003 Electrodo de aguja fina reutilizable Valleylab, 2.6" (6.6mm) E1005 Electrodo de bucle cuadrado de tungsteno reutilizable Valleylab, 2.75" (7.0cm) E1020 Electrodo con hoja de bloqueo hexagonal reutilizable Valleylab, 2.75" (7.0 cm) E1502 Extensión recta Valleylab, 13cm E1504 Extensión recta Valleylab, 34,3cm E2003 Lápiz reutilizable Valleylab, 10' (3m) E2100 Lápiz de interruptor oscilante Valleylab,</p>	
--	--	--

L LV



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	reutilizable, 15' (4.6m) E2100E Lápiz de interruptor oscilante Erbe, Valleylab, reutilizable, 15' (4.6m)		
Nombre del fabricante	<p>1. Covidien llc 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, Estados Unidos.</p> <p>2. Covidien, anteriormente registrado como Valleylab, una división de Tyco Healthcare Group LP 5920 Longbow Drive, Boulder, CO 80301, Estados Unidos (excepto para códigos: E2505-10FR, E2608-6, E3305, E3310, E1510, E1511, E1512, E1513, E1559, E1560, E1561, E1562, E1563, E1564, E1565, E1567, VL2600, VL2600DB, VL2600E).</p> <p>3. Covidien Medical Products (Shanghai) Manufacturing LLC 10 Bldg No 789 Puxing Road, Shanghai, China (Sólo para códigos: E2505-10FR, E2608-6, E3305, E3310).</p> <p>4. Bovie Medical</p>	<p>1. Covidien llc 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048, Estados Unidos.</p> <p>2. Covidien, anteriormente registrado como Valleylab, una división de Tyco Healthcare Group LP 5920 Longbow Drive, Boulder, CO 80301, Estados Unidos (excepto para códigos: E2505-10FR, E2608-6, E3305, E3310, E1510, E1511, E1512, E1513, E1559, E1560, E1561, E1562, E1563, E1564, E1565, E1567, VL2600, VL2600DB, VL2600E)</p> <p>3. Covidien Medical Products (Shanghai) Manufacturing LLC 10 Bldg No 789 Puxing Road, Shanghai, China (sólo para códigos: E2505-10FR, E2608-6, E3305, E3310)</p> <p>4. Bovie Medical Corporation 5115 Ulmerton Road, Clearwater, FL 33760, Estados Unidos (sólo para códigos: E1510, E1511, E1512, E1513, E1559, E1560, E1561, E1562, E1563, E1564, E1565, E1567)</p> <p>5. New Deantronics, Taiwan, LTD</p>	

LV



Ministerio de Salud
**Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos**
 A.N.M.A.T.

	Corporation 5115 Ulmerton Road, Clearwater, FL 33760, Estados Unidos (sólo para códigos: E1510, E1511, E1512, E1513, E1559, E1560, E1561, E1562, E1563, E1564, E1565, E1567). 5. New Deantronics, Taiwan, LTD 12F. No. 51, Sec. 4, Chong Yang Road, Tu Cheng City, Taiwan, China 23675 (sólo para códigos: VL2600, VL2600DB, VL2600E).	12F. No. 51, Sec. 4, Chong Yang Road, Tu Cheng City, Taiwan, China 23675 (sólo para códigos: VL2600, VL2600DB, VL2600E, VL2610, VL2610DB, VL2610E, VL2615, VL2615DB, VL2615E). 6. Accelent Inc. Calle Hertz 1525-6, Parque Industrial Bermudez, Ciudad Juarez, México 32470 (sólo para códigos E1020, E1450G, E1450X, E1452, E1455, E1465, E1465-4, E1475X, E1550, E1551-6, E1551G, E1552, E1552-6, E1650, E1651, E1652, E1653). 7. Buffalo Filter, LLC 5900 Genesee St, Lancaster, NY 14086, Estados Unidos (sólo para código CVPLP2000).
--	---	--

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM de la firma COVIDIEN ARGENTINA S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N°PM-2142-183, en la Ciudad de Buenos Aires, a los días..... **23 NOV. 2015**.....

Expediente N° 1-47-3110-1040-14-3

DISPOSICIÓN N° **E 10089**

DR. LEONARDO VERNA
 SUBADMINISTRADOR NACIONAL
 DECRETO N° 1368/2015
 A.N.M.A.T.