



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° **12712**

BUENOS AIRES, **15 NOV 2016**

VISTO el Expediente N° 1-0047-3110-001209-16-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica - (ANMAT); y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se comunica a esta Administración Nacional el cambio de razón social de la firma SIEMENS S.A. (Rubros: Distribuidor e importador de productos para diagnóstico de uso "In Vitro" y productos para la investigación de uso "In Vitro" y Empresa importadora de productos médicos), que en lo sucesivo se denominará SIEMENS HEALTHCARE S.A.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección de Gestión de Información Técnica ha tomado intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud a las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1490 del 20 de Agosto de 1992 y por el Decreto N° 101/15, de fecha 16 de diciembre de 2015.

Handwritten signature
\$

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N°

-12712

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Tómese conocimiento del cambio de razón social de la firma SIEMENS S.A. (1) Rubro Distribuidor e importador de productos para diagnóstico de uso "In Vitro" y productos para la investigación de uso "In Vitro", sita en Calle 122 (ex Gral. Roca) N° 4785/4817, Villa Ballester, San Martín, Provincia de Buenos Aires; (2) Rubro Empresa importadora de Productos Médicos, sita en Pte. Julio A. Roca 530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planta elaboradora y depósito en Calle 122 (ex Gral. Roca) N° 4785, Villa Ballester, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, que en lo sucesivo se denominará SIEMENS HEALTHCARE S.A.

ARTÍCULO 2º.- CANCELÁNSE los certificados de habilitación de los establecimientos otorgados a favor de la firma SIEMENS S.A., por Disposiciones ANMAT N° 5230/13 y 5328/14, los cuales deberán ser presentados en el término de treinta (30) días, acompañados de la copia de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Límitese al Farmacéutico Señor IGNACIO OSCAR FRESA, Matrícula Provincial N° 19.565, como Director Técnico de la firma SIEMENS S.A. a partir del 1 de Abril de 2016.

ARTÍCULO 4º.- Límitese a la Farmacéutica Señora MARÍA GABRIELA GOBET, Matrícula Nacional N° 7589, como Co-Directora Técnica de la firma SIEMENS S.A. a partir del 1 de Abril de 2016.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

DISPOSICIÓN N° -12712

ARTÍCULO 5º.- Extiéndanse los Certificados de Habilitación de los establecimientos a nombre de la firma SIEMENS HEALTHCARE S.A., en los mismos términos que lo conferido para las Disposiciones N° 5230/13 y 5328/14.

ARTÍCULO 6º.- Designese al Farmacéutico Señor IGNACIO OSCAR FRESA, Matrícula Provincial N° 19.565, como Director técnico de la firma SIEMENS HEALTHCARE S.A.

ARTÍCULO 7º.- Designese a la Farmacéutica Señora MARÍA GABRIELA GOBET, Matrícula Nacional N° 7.589, como Co-Directora Técnica de la firma SIEMENS HEALTHCARE S.A.

ARTÍCULO 8º.- Practíquese la atestación correspondiente en los Certificados que se detallan en el Anexo de la presente Disposición, y que forma parte integrante de la misma, cuando se presenten acompañados de la copia autenticada de la presente Disposición.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquesele al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, Anexo y Certificados mencionados en el Artículo 5º, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-0047-3110-001209-16-2

DISPOSICIÓN N° =12712

ys

Dr. ROBERTO LEÓN
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

ANEXO

Nombre del producto	Nº de Certificado y/ó Disposición autorizante
SERODIA ® AMC	Disp. 501/89
SERODIA ® ATG	Disp. 685/89
SERODIA ® HTLV-I	Cert. 000123
SERODIA HCV-PA	Cert. 000266
SERODIA HIV	Disp. 138/89
SERODIA HIV 1 / 2	Cert. 002453
SERODIA TP.PA	Disp. 6685/83
SERODIA - CHAGAS	Cert. 2920
ADVIA CHEMISTRY 1200 CALCIO 2 - ADVIA CHEMISTRY 1650 CALCIO 2	Cert. 5930
ADVIA CHEMISTRY 1200 HIERRO 2 - ADVIA CHEMISTRY 1650 HIERRO 2	Cert. 5976
ADVIA CHEMISTRY 1200 INMUNOGLOBULINA G_2	Cert. 5924
ADVIA CHEMISTRY 1200 INMUNOGLOBULINA M_2	Cert. 5895
ADVIA CHEMISTRY IgA	Cert. 5951
ADVIA CHEMISTRY IgG	Cert. 5962
ADVIA CHEMISTRY MICROALBUMIN CALIBRATOR	Cert. 5861
ADVIA CHEMISTRY MICROALBUMIN CALIBRATOR	Cert. 5888
ADVIA CHEMISTRY WR-CRP CALIBRATOR	Cert. 5919
ADVIA CHEMISTRY WR-CRP CONTROL	Cert. 5932
ADVIA CHEMISTRY ALP (AMP)	Cert. 5399
ADVIA CHEMISTRY AST	Cert. 5410
ADVIA CHEMISTRY CALCIUM	Cert. 5401
ADVIA CHEMISTRY CGT	Cert. 5400
ADVIA CHEMISTRY CREATININE	Cert. 5376
ADVIA CHEMISTRY GLUCOSE HEXOKINASE II	Cert. 5412
ADVIA CHEMISTRY INORGANIC PHOSPORUS	Cert. 5405
ADVIA CHEMISTRY LDH (L TO P)	Cert. 5408
ADVIA CHEMISTRY LDL DIRECT	Cert. 5409
ADVIA CHEMISTRY TRIGLYCERIDES	Cert. 5411
ADVIA Centaur Toxoplasma IgG	Cert. 005417
ADVIA CHEMISTRY ALT	Cert. 5416
ADVIA CHEMISTRY BILIRRUBIN DIRECT	Cert. 5423



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

ADVIA CHEMISTRY BILIRRUBIN TOTAL	Cert. 5443
ADVIA CHEMISTRY CHOLESTEROL	Cert. 5415
ADVIA CHEMISTRY CREATININE ENZYMATIC	Cert. 5422
ADVIA CHEMISTRY DIRECT DHL CHOLESTEROL II	Cert. 5420
ADVIA CHEMISTRY IRON	Cert. 5442
ADVIA CHEMISTRY LD (P TO L) LACTATE DESHYDROGENASE	Cert. 5418
ADVIA CHEMISTRY TOTAL PROTEIN II	Cert. 5413
ADVIA CHEMISTRY ÁCIDO VALPRÓICO	Cert. 5549
ADVIA CHEMISTRY CHOLINESTERASE	Cert. 5547
ADVIA CHEMISTRY COMPLEMENT C3	Cert. 005541
ADVIA CHEMISTRY COMPLEMENT C4	Cert. 5548
ADVIA CHEMISTRY GLUCOSE OXIDASE	Cert. 5544
ADVIA CHEMISTRY LIPID CONTROL LEVEL 1; ADVIA CHEMISTRY LIPID CONTROL LEVEL 2; ADVIA CHEMISTRY LIPID CONTROL LEVEL 3	Cert. 5478
ADVIA CHEMISTRY PANCREATIC AMYLASE	Cert. 5546
ADVIA CHEMISTRY URIC ACID	Cert. 5346
ADVIA CHEMISTRY URINE CONTROL NORMAL; ADVIA CHEMISTRY URINE CONTROL ABNORMAL	Cert. 5529
ADVIA CHEMISTRY ALP (DEA)	Cert. 5345
ADVIA CHEMISTRY C-REACTIVE PROTEIN	Cert. 005591
ADVIA CHEMISTRY CRP CALIBRATOR	Cert. 5618
ADVIA CHEMISTRY DIGOXIN	Cert. 5553
ADVIA CHEMISTRY HDL/LDL CHOLESTEROL CALIBRATOR	Cert. 5584
ADVIA CHEMISTRY PHENYTOIN	Cert. 5560
ADVIA CHEMISTRY PREALBUMIN	Cert. 5559
ADVIA CHEMISTRY THEOPHYLLINE	Cert. 5568
ADVIA CHEMISTRY TOTAL PROTEIN (URINE)	Cert. 5592
ADVIA CHEMISTRY TRANSFERRINA	Cert. 5556
ADVIA CHEMISTRY ALBUMIN	Cert. 5357
ADVIA CHEMISTRY ALPHA-1-ANTITRYPSIN	Cert. 5631
ADVIA CHEMISTRY AMYLASE	Cert. 5353
ADVIA CHEMISTRY APO A1 / B CALIBRATORS	Cert. 5977
ADVIA CHEMISTRY FACTOR REUMATOIDE	Cert. 5647
ADVIA CHEMISTRY LACTATE	Cert. 5754
ADVIA CHEMISTRY LIPASE	Cert. 5646
ADVIA CHEMISTRY LIQUID PROTEIN CALIBRATOR	Cert. 005641
ADVIA CHEMISTRY URINE PROTEIN CALIBRATOR	Cert. 5645

es
B

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12712

ADVIA CHEMISTRY APOLIPOPROTEIN B	Cert. 5775
ADVIA CHEMISTRY APOLIPOPROTEINA A1	Cert. 5757
ADVIA CHEMISTRY CARBAMAZEPINE	Cert. 5773
ADVIA CHEMISTRY IRON BINDING CAPACITY	Cert. 5801
ADVIA CHEMISTRY LIQUID SPECIFIC PROTEIN CONTROLS	Cert. 5848
ADVIA CHEMISTRY MICROALBUMIN	Cert. 5776
ADVIA CHEMISTRY PYRIDOXAL-5'-PHOSPHATE	Cert. 5769
ADVIA CHEMISTRY SPECIFIC PROTEIN CONTROLS (ACID PHOSPHATASE-LACTATE-PANCREATIC AMYLASE)	Cert. 5854
ADVIA CHEMISTRY TOBRAMICINA	Cert. 5761
ADVIA CHEMISTRY UREA NITROGEN	Cert. 5777
ADVIA CHEMISTRY 1200 INMUNOGLOBULINA A-2 / ADVIA CHEMISTRY 1650 INMUNOGLOBULINA A-2	Cert. 5996
ADVIA CHEMISTRY AMMONIA	Cert. 5755
ADVIA CHEMISTRY PHENOBARBITAL	Cert. 5756
ADVIA CHEMISTRY SPECIFIC PROTEIN REFERENCE SERUM CALIBRATOR	Cert. 5857
ADVIA CHEMISTRY TDM CALIBRATOR	Cert. 5858
ADVIA CHEMISTRY TDM CONTROL	Cert. 5855
ADVIA CHEMISTRY WIDE RANGE-C REACTIVE PROTEIN	Cert. 5856
ADVIA CENTAUR ® CP Tup	Cert. 005812
ADVIA CENTAUR CP REACTIVOS ÁCIDO/BASE	Cert. 005970
ADVIA CHEMISTRY BAYER SER POINT CALIBRATOR	Cert. 5978
ADVIA CHEMISTRY ISE BUFFER	Cert. 005630
ADVIA CHEMISTRY ISE SERUM STANDARD SET; ADVIA CHEMISTRY ISE URINE STANDARD SET	Cert. 5662
ADVIA CHEMISTRY LITHIUM	Cert. 5946
1) ADVIA CHEMISTRY REAGENT PROBE WASH 1; 2) ADVIA CHEMISTRY REAGENT PROBE WASH 2; 3) ADVIA CHEMISTRY REAGENT PROBE WASH 3	Cert. 5831
LIGAND CONTROLS	Cert. 5944
1) ADVIA 120 TEST POINT 3 EN 1 HEMATOLOGY CONTROL NORMAL; 2) ADVIA 120 TEST POINT 3 EN 1 HEMATOLOGY CONTROL ANORMAL 1; 3) ADVIA 120 TEST POINT 3 EN 1 HEMATOLOGY CONTROL ANORMAL 2	Cert. 004567
ADVIA CENTAUR SPECIFIC IgE	Cert. 5137
ADVIA CHEMISTRY CO2 REAGENT (LIQUID)	Cert. 5730
BAYER ADVIA 120 HEMATOLOGY SYSTEM (AND REAGENTS) CSF ASSAY REAGENT	Cert. 004940
DCA 2000 HEMOGLOBIN A 1c NORMAL & ABNORMAL	Cert. 005130



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

42712

CONTROL KIT	
ADVIA CHEMISTRY COCAINE METABOLITE	Cert. 6007
ADVIA CHEMISTRY ETHANOL	Cert. 5792
ADVIA CHEMISTRY METHADONE	Cert. 006006
ADVIA CHEMISTRY PARACETAMOL	Cert. 5833
ADVIA CHEMISTRY SALICYLATE	Cert. 5763
1) ADVIA CHEMISTRY CANNABINOID; 3) ADVIA CHEMISTRY THC 50 ng/ml CALIBRADOR; 3) ADVIA CHEMISTRY THC 40 ng/ml CONTROL (REF 00724872); 4) ADVIA CHEMISTRY THC 60 ng/ml CONTROL (REF 00725127)	Cert. 6047
ADVIA CHEMISTRY VANCOMICINA	Cert. 006065
ADVIA CHEMISTRY VANCOMYCIN CALIBRATOR	Cert. 6117
M238 SLOPE AMPOULES	Cert. 006073
ADVIA CHEMISTRY AMPHETAMINES	Cert. 006081
ADVIA CHEMISTRY Barbiturate	Cert. 6055
ADVIA CHEMISTRY BENZODIAZEPINE	Cert. 006069
1) ADVIA CHEMISTRY OPIATE; 2) ADVIA CHEMISTRY OPIATE URINE CALIBRATOR; 3) ADVIA CHEMISTRY OPIATE URINE CONTROLS	Cert. 6112
ADVIA CHEMISTRY PHENICYCLIDINE (PCP)	Cert. 006070
ADVIA CHEMISTRY PROPOXYPHENE	Cert. 006084
TOX AMMONIA	Cert. 6113
TOX AMMONIA CONTROLS 1	Cert. 006072
TOX AMMONIA CONTROLS 2	Cert. 6074
TOX AMMONIA CONTROLS 3	Cert. 006071
1) ADVIA CENTAUR COMPLEX PSA; 2) ACS: 180 COMPLEX PSA; 3) CALIBRADOR Y; 4) ACS: 180 COMPLEX PSA REACTIVO DE PRETRATAMIENTO; 5) ADVIA CENTAUR COMPLEX PSA REACTIVO DE PRETRATAMIENTO; 6) COMPLEX PSA 1, 2, 3 CONTROL DE CALIDAD	Cert. 004586
ADVIA CENTAUR PHENYTOIN	Cert. 004509
1) CALIBRADOR HEMATOLÓGICO ADVIA 60 SET POINT; 2) CONTROLES HEMATOLÓGICOS ADVIA 60 TEST POINT	Cert. 003485
CLINITEK HCG	Cert. 002517
1) DCA 2000 MICROALBÚMINA / CREATININA - CÓDIGO 6011; 2) DCA 2000 MICROALBÚMINA / CREATININA KIT DE CONTROLES ALTO Y BAJO	Cert. 002700
1) ADVIA CENTAUR FOLATE DILUENT; 2) FOLATE DILUENT; 3) INSULIN DILUENT ACS: 180 / ADVIA CENTAUR; 4)	Cert. 004957

Handwritten initials/signature

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12712

ADVIA CENTAUR MULTI - DILUENT 10; 5) MULTI - DILUENT 10 ACS: 180 / ADVIA CENTAUR	
ACS: 180 ® CA 19-9 TM	Cert. 004758
ADVIA CENTAUR ACID / BASE REAGENT	Cert. 004621
ADVIA CENTAUR C - PEPTIDE	Cert. 004751
ADVIA CENTAUR CA 15-3	Cert. 004780
1) ADVIA CENTAUR CA 19-9; 2) CALIBRATOR 9; 3) WASH 1	Cert. 004578
ACS - 180 C - PEPTIDE	Cert. 004771
ADVIA CENTAUR FOLATE BA	Cert. 004757
1) CLINITEK ATLAS CALIBRATION KIT; 2) CLINITEK ATLAS, REAGENT PACK; 3) CLINITEK ATLAS, POSITIVE CONTROL; 4) CLINITEK ATLAS, NEGATIVE CONTROL; 5) CLINITEK ATLAS RINSE ADDITIVE	Cert. 003609
ACS: 180 VALPROIC ACID	Cert. 4856
ACS: 180 WASH 1; ACS: 180 WASH 2	Cert. 4846
1) CALIBRADOR CA 15-3; 2) ADVIA CENTAUR CA 125 II CALIBRADORES	Cert. 04844
ADVIA CENTAUR CLEANING SOLUTION CONCENTRATE	Cert. 004781
1) ADVIA CENTAUR THEOPHYLLINE 2; 2) CALIBRATOR 27; 3) ADVIA CENTAUR MULTI - DILUENT 3	Cert. 04837
1) REAGENT MODULE; 2) URINE DILUENT; 3) RED TEST DYE SOLUTION; 4) TROUBLESHOOTING KIT; 5) CLEANING SOLUTION KIT	Cert. 005003
ACS: 180 INSULIN	Cert. 04872
ADVIA CENTAUR INSULIN	Cert. 4857
1) ADVIA CENTAUR RUBELLA IgG IMMUNOASSAY; 2) ADVIA CENTAUR RUBELLA IgM IMMUNOASSAY; 3) ADVIA CENTAUR MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD RUBELLA G; 4) ADVIA CENTAUR MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD RUBELLA M; 5) ADVIA CENTAUR MULTI - DILUENT 2; 6) ADVIA CENTAUR LAVADO 1	Cert. 4859
BAYER ADVIA 120 HEMATOLOGY SYSTEMAS (AND REAGENT) CSF ASSAY CONTROLS	Cert. 004905
1) C - PEPTIDE CALIBRATOR ACS: 180 / ADVIA CENTAUR; 2) INSULIN CALIBRATOR ACS 180 / ADVIA CENTAUR; 3) CALIBRATOR 28	Cert. 04877
FOLATE ASCORBIC ACID / DILUENT	Cert. 04873
FOLATE DTT / RELEASE AGENT	Cert. 004917
1) HOMOCYSTEINE DILUENT; 2) ACS: 180 HOMOCYSTEINE; 3) HOMOCYSTEINE CALIBRATOR	Cert. 04862
ACS: 180 HOMOCYSTEINE	Cert. 004937

Handwritten signature

Handwritten mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 ANMAT

=12712

1) ACS: 180 BNP; 2) ACS: 180 WASH REAGENT 4	Cert. 005032
ADVIA CENTAUR ANTI-HBc IgM	Cert. 005002
1) ADVIA CENTAUR ESTRADIOL 6III (E2-6III); 2) CALIBRADOR 6	Cert. 005016
1) ADVIA CENTAUR HCV; 2) ADVIA CENTAUR HCV QUALITY CONTROL MATERIAL	Cert. 005294
ADVIA CENTAUR HAV IgM	Cert. 005266
ADVIA CENTAUR HOMOCYSTEINE	Cert. 004950
ADVIA CENTAUR INSULIN DILUENT	Cert. 004945
1) ADVIA CENTAUR HER-2 / NEU; 2) HER-2 / NEU CALIBRATOR; 3) HER -2 / NEU QUALITY CONTROL MATERIAL	Cert. 005008
1) ADVIA CENTAUR ® / ACS: 180 ® LIQUID CARDIAC MARKERS 1, 2, 3 QUALITY CONTROLS; 2) ADVIA CENTAUR ® / ACS: 180 ® LIGAND PLUS 1, 2, 3 QUALITY CONTROLS	Cert. 005231
ADVIA CENTAUR ANCILLARY PROBE WASH 1	Cert. 005170
1) ADVIA CENTAUR ANTI-HBc TOTAL; 2) ADVIA CENTAUR ANTI-HBc TOTAL QC KIT	Cert. 005260
ADVIA CENTAUR HAV IgM QC KIT	Cert. 005212
ADVIA CENTAUR HAV TOTAL	Cert. 005210
ADVIA CENTAUR HAV TOTAL Q.C. KIT	Cert. 005230
ADVIA CHEMISTRY HbA1c	Cert. 5094
1) RAPIDCHEM 754 REAGENT MODULE Na+/K+/Li+; 2) RAPIDCHEM 754 DAILY CLEANER KIT	Cert. 005118
ADVIA CENTAUR TOXOPLASMA IgM	Cert. 005378
ADVIA CENTAUR FrT4	Cert. 005392
ADVIA CENTAUR ANTI-HB	Cert. 005322
ADVIA CENTAUR ANTI HBc IgM Q.C.	Cert. 005298
ADVIA CENTAUR HBs Ag	Cert. 005296
1) ADVIA CENTAUR ® HBsAg Q.C. KIT; 2) ADVIA CENTAUR ® ANTI HBs Q.C. KIT	Cert. 005297
ADVIA CENTAUR HIV 1 / 0 / 2	Cert. 005299
ADVIA CENTAUR HIV 1/ 0 / 2 QUALITY CONTROL MATERIAL	Cert. 005295
ACS: 180 Fr T4	Cert. 005555
ACS: 180 hCG TOTAL	Cert. 005528
ACS: 180 TESTOTERONA	Cert. 005530
ADVIA CENTAUR CP TESTOSTERONA	Cert. 005634
ADVIA CENTAUR HBs Ag CONFIRMATORY	Cert. 005557
ADVIA CENTAUR hCG TOTAL	Cert. 005457
ADVIA CENTAUR RUBELLA IgM	Cert. 005464

Handwritten signature

7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

ADVIA CENTAUR TESTOSTERONA	Cert. 005627
ACS: 180 FOLATO	Cert. 005654
ADVIA CENTAUR ® CP CEA	Cert. 005767
1) ADVIA CENTAUR ® CO DIGOXINA; 2) MULTI DILUYENTE 4; 3) CALIBRADOR B	Cert. 005926
ADVIA CENTAUR ® ESTRADIOL - 6 III	Cert. 005711
ADVIA CENTAUR ® CP FSH	Cert. 005703
ADVIA CENTAUR ® CP LH	Cert. 005740
ADVIA CENTAUR ® CP PROGESTERONA	Cert. 005771
ADVIA CENTAUR ® CP PSA	Cert. 005722
ADVIA CENTAUR FENOBARBITAL	Cert. 005637
CALIBRADOR C	Cert. 005728
ADVIA CENTAUR ® CP AFP	Cert. 005830
ADVIA CENTAUR ® CP FERRITINA	Cert. 005841
ADVIA CENTAUR ® CP FOLATO	Cert. 005835
ADVIA CENTAUR ® CP FrT4	Cert. 005842
ADVIA CENTAUR ® CP TSH-3	Cert. 005853
ADVIA CENTAUR ® CP TUP	Cert. 005806
ADVIA CENTAUR ® CP VB12	Cert. 005808
ADVIA CENTAUR ® PROBE WASH 1	Cert. 005890
CALIBRADOR 6	Cert. 005897
ACS: 180 FERRITINA	Cert. 005913
ADVIA CENTAUR ® PROBE WASH 1 ®	Cert. 005940
ADVIA CENTAUR ® PROBE WASH 2	Cert. 005899
ADVIA CENTAUR ® CP FT3	Cert. 005904
ADVIA CENTAUR ESTRADIOL-6 III (E2-6III)	Cert. 005936
ADVIA CENTAUR HBc TOTAL	Cert. 005918
ADVIA CENTAUR MYOGLOBIN	Cert. 005939
CALIBRADOR A	Cert. 005935
CALIBRADOR Q	Cert. 005900
ACS: 180 PHENOBARBITAL	Cert. 005957
ADVIA CENTAUR ® CP T3	Cert. 005954
ADVIA CENTAUR CEA	Cert. 005961
ADVIA CENTAUR CEA DILUENT	Cert. 005973
ADVIA CENTAUR FOLATO	Cert. 005956
ADVIA CENTAUR ® CP hCG TOTAL	Cert. 005968
CEA DILUENT	Cert. 005960
cPSA PRETREATMENT REAGENT	Cert. 005979
MULTI-DILUYENTE 2 DE ADVIA CENTAUR ®	Cert. 005982

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

MULTI-DILUYENTE 3 DE ADVIA CENTAUR ®	Cert. 005959
ACS: 180 FOLATO	Cert. 005990
ADVIA CENTAUR ® BR	Cert. 006046
ADVIA CENTAUR ® CP CKMB	Cert. 005993
ADVIA CENTAUR ® CP T4	Cert. 006005
ADVIA CENTAUR ® VB12 DTT	Cert. 006003
ADVIA CENTAUR ® FOL DTT	Cert. 005991
ADVIA CENTAUR ® REACTIVO AUXILIAR T3 / T4 / VB12	Cert. 006012
ADVIA CENTAUR FERRITINA	Cert. 005989
ADVIA CENTAUR HbC TOTAL CALIBRATORS	Cert. 05992
QUALITY CONTROL MATERIAL BNP 1, 2, 3	Cert. 005994
ACS: 180 THEOPHYLLINE 2	Cert. 04835
1) ADVIA CENTAUR ANTI-TG; 2) ADVIA CENTAUR ANTI-TG DILUENT; 3) ADVIA CENTAUR ANTI-TPO; 4) ADVIA CENTAUR ® ANTI-TPO DILUENT; 5) ADVIA CENTAUR INTACT PTH	Cert. 004936
ADVIA CENTAUR CA 125-II	Cert. 004920
1) ADVIA CENTAUR VANCOMYCIN; 2) ADVIA CENTAUR MULTI-DILUENT 7	Cert. 004798
ADVIA CHEMISTRY SPECIAL CHEMISTRY CALIBRATOR	Cert. 5648
1) ACS: 180 ANTI-TG; 2) CALIBRATOR 1; 3) ANTI-TG DILUENT; 4) ANTI-TG 1,2 QUALITY CONTROL MATERIALS; 5) ACS: 180 INTACT PTH; 6) INTACT PTH CALIBRATOR; 7) WASH REAGENT 3; 8) INTACT PTH 1, 2, 3 QUALITY CONTROL MATERIAL	Cert. 004956
WASTE / WASH CARTRIDGE	Cert. 005952
ADVIA CENTAUR ® CP cPSA	Cert. 006061
ADVIA CENTAUR EHIV QUALITY CONTROL MATERIAL	Cert. 006056
ADVIA CENTAUR HIV 1/0/2 ENHANCED	Cert. 006058
1) ADVIA CENTAUR TOXOPLASMA IgG IMMUNOASSAY; 2) ADVIA CENTAUR TOXOPLASMA IgM IMMUNOASSAY; 3) ADVIA CENTAUR MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD TOXO G; 4) ADVIA CENTAUR MATERIAL DE CONTROL DE CALIDAD TOXO M	Cert. 004811
CALIBRADOR D	Cert. 006064
CALIBRADOR Y	Cert. 006060
RAPID POINT 400 MEASUREMENT CARTRIDGE	Cert. 006002
RAPIDPOINT 405 MEASUREMENT CARTRIDGE BG + CO ox	Cert. 006013
RAPIDPOINT 405 MEASUREMENT CARTRIDGE FULL + CO ox	Cert. 006080
ADVIA CENTAUR ® CALIBRADOR HCV	Cert. 005950

[Handwritten signature]

7



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 ANMAT

-12712

ADVIA CENTAUR CP PROLACTINA	Cert. 005635
ADVIA CENTAUR ANTI-HBs	Cert. 006108
ADVIA CHEMISTRY CREATINE KINASE (NAC)	Cert. 5395
CALIBRADOR BNP	Cert. 005898
CALIBRADOR U	Cert. 006087
QUALITY CONTROL MATERIAL CPSA 1, 2, 3	Cert. 006097
VERSANT TM HCV GENOTYPE ASSAY (LiPa)	Cert. 005226
A) ADVIA 120 CBC TIMEPAC NUMERATION / Para ser utilizado en el equipo ADVIA 120 contador hematológico: A1) ADVIA 120 BASO; A2) ADVIA 120HGB; A3) ADVIA 120 RBC/PLT; A4) ADVIA 120 DEFOAMER; B) ADVIA 120 DIFF TIMEPAC FORMULE / Para cuantificación de células en sangre total por el método de la peroxidasa para ser usado con el ADVIA 120: B1) ADVIA 120 PEROX 1; B2) ADVIA 120 PEROX 2; B3) ADVIA 120 PEROX 3; B4) ADVIA 120 PEROX SHEATH; C) ADVIA 120 SHEATH/RINSE; D) ADVIA 120 E2 KLEEN; E) ADVIA 120 AUTO RETIC	Cert. 004102
1) ADVIA 60 - SYS CLEAR REAGENT / Solución desinfectante para contadores hematológicos BAYER; 2) ADVIA 60 - SYS KLEN REAGENT / Solución de limpieza para contadores hematológicos BAYER; 3) ADVIA 60 -SYS LYSE REAGENT / Agente lisante para recuento y diferenciación de células blancas sanguíneas; 4) ADVIA 60 - SYS DIL REAGENT / Diluyente para el conteo y diferenciación de células sanguíneas y medicina del hematocrito	Cert. 003322
ADVIA 60 TIMEPAC TM / Pack constituido por los siguientes componentes: REACTIVO ADVIA 60 SYS KLEN TM (1); REACTIVO ADVIA 60 SYSLYSE TM (2); REACTIVO ADVIA 60 SYSDIL TM (3)	Cert. 003623
1) ADVIA OPTI POINT; 2) ADVIA SET POINT - CALIBRADOR; 3) ADVIA TEST POINT - CONTROL BAJO; 4) ADVIA TEST POINT - CONTROL NORMAL; 5) ADVIA TEST POINT - CONTROL ALTO; 6) ADVIA TEST POINT RETICULOCITOS CONTROL BAJO; 7) ADVIA TEST POINT - RETICULOCITOS CONTROL ALTO	Cert. 004201
1) ACS: CENTAUR FOLATO; 2) ACS: CENTAUR DTT FOLATO; 3) MULTI-DILUYENTE 3; 4) ACS: CENTAUR VB12 + C; 5) VB12 DTT / AGENTE LIBERADOR; 6) ACS: CENTAUR DILUYENTE DE VITAMINA B12; 7) ACS: CENTAUR FERRITINA + C	Cert. 004299
ADVIA ACS: 180 TOBRAMICINA	Cert. 004442
1) ESTRADIOL -6 +6; 2) MULTI-DILUYENTE 3; 3) MULTI-	Cert. 004388

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

DILUYENTE 9; 4) PROGESTERONA + E; 5) PROLACTINA + B; 6) T h C G DILUYENTE 7) FSH + B; 8) TESTOSTERONA + E; 9) hCG TOTAL + B	
PSA	Cert. 004423
1) ADVIA CENTAUR FENOBARBITAL; 2) ADVIA CENTAUR TOBRAMICINA; 3) ADVIA CENTAUR MULTI DILUYENTE 5; 4) ADVIA CENTAUR GENTAMICINA	Cert. 004522
1) c Tn I + U / TROPONINA CARDÍACA I; 2) ADVIA CENTAUR MULTI - DILUENT 11; 3) C K M B; 4) C K M B DILUYENTE SYSTEMS; 5) CKMB DILUYENTE CENTAUR; 6) MIOGLOBINA + U; 7) MIOGLOBINA DILUYENTE 8) IgE TOTAL + B; 9) IgE DILUYENTE; 10) CORTISOL + E	Cert. 004424
1) ESTRADIOL 6-II + 6; 2) CALIBRADOR 6; 3) ESTRADIOL 6; 4) CALIBRADOR DE ESTRADIOL - 6; 5) FSH + B; 6) PROGESTERONA + E; 7) TESTOSTERONA + E; 8) hCG TOTAL + B; 9) TOTAL hCG DILUYENTE; 10) LH2 + B; 11) PROLACTINA + B; 12) CALIBRADOR E	Cert. 003549
1) ACS: 180 ANTO TPO; 2) CALIBRADOR O; 3) ANTI TPO DILUYENTE; 4) ANTI TPO 1, 2 CONTROL DE CALIDAD	Cert. 004566
1) ACS: 180 PSA; 2) CALIBRADOR Q	Cert. 004472
1) G I + W; 2) G I DILUYENTE; 3) O V + X; 4) O V DILUYENTE; 5) MULTI-DILUYENTE 8; 6) AFP + D; 7) MULTI-DILUYENTE 2; 8) C E A + D; 9) DILUYENTE CEA; 10) PSA2 + D; 11) BR + G; 12) REACTIVO DE PRETATAMIENTO PARA BR	Cert. 004471
1) CK MB II; 2) CALIBRADOR CK MB; 3) CORTISOL + E; 4) CORTISOL SOLUCIÓN TAMPÓN DE RECONSTITUCIÓN DE ORINA; 5) CALIBRADOR E; 6) DPD; 7) DPD 1, 2, 3; 8) DPD DILUYENTE; 9) CALIBRADOR DPD; 10) IgE TOTAL + B; 11) IgE TOTAL DILUYENTE + B; 12) CALIBRADOR B; 13) MIOGLOBINA + U; 14) MIOGLOBINA DILUYENTE; 15) cTn I + U; 16) ACS: 180 MULTI-DILUYENTE 11; 17) CALIBRADOR U (s. 450 CTN DILUYENTE	Cert. 003585
1) DIGOXINA + B; 2) MULTI-DILUYENTE 4	Cert. 004297
1) TSH 3; 2) TSH + B; 3) T4 + A; 4) MULTI- DILUYENTE 1; 5) Fr T4 + A; 6) T3 + A; 7) FT3 + A; 8) T Up + A; 9) REACTIVO AUXILIAR T3 T4 VB 12	Cert. 003684
1) ACS: 180 @ TSH - 3; 2) ACSTM TSH - 3 - CALIBRADOR; 3) ACS: 180 @ TSH + B; 4) ACS: 180 @ - T4 + A; 5) ACS: SYSTEMS T4 DILUYENTE; 6) ACS: 180 @ Fr T4 + A; 7) ACS: 180 @; T3 + A; 8) ACS: 180 @ FT3 + A; 9) ACS SYSTEMS T3 DILUYENTE; 10) ACS: 180 @ - TUp +	Cert. 003570



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

A; 11) ACS SYSTEMS CALIBRADOR A; 12) ACS SYSTEMS CALIBRADOR B	
1) ACS: 180 ® FOLATO; 2) ACS: 180 ® KIT DE ACONDICIONAMIENTO DEL FOLATO; 3) ACS: 180 ® REACTIVO: ÁCIDO ASCÓRBICO FOLATO DILUYENTE DE ÁCIDO; 4) ACS: 180 ® CALIBRADOR DE FOLATO; 5) ACS: 180 ® FERRITINA + C; 6) ACS: 180 ® VB12 + C; 7) ACS: 180 ® REACTIVO: DILUYENTE VB12 DILUYENTE DE VITAMINA B12; 8) ACS: 180 ® SISTEMA AUTOMATIZADO DE QUIMIOLUMINISCENCIA	Cert. 003536
1) BR + G; 2) CALIBRADOR G; 3) AFP + D; 4) AFP REACTIVO DE LAVADO; 5) CEA + D; 6) CEA Diluyente; 7) PSA2 + D; 8) CALIBRADOR D; 9) f PSA; 10) CALIBRADOR f PSA; 11) GI; 12) GI DILUYENTE; 13) CALIBRADOR W; 14) OV + X; 15) CALIBRADOR X	Cert. 003719
CHIRON - REACTIVOS	Cert. 003434
1) CARBAMAZEPINA + Z; 2) DIGITOXINA + Z; 3) DIGOXINA + B; 4) GENTAMICINA; 5) GENT REACTIVO PARA LAVADO; 6) CALIBRADOR DE GENTAMICINA; 7) FENOBARBITAL; 8) CALIBRADOR DE FENOBARBITAL; 9) FENITOINA; 10) CALIBRADOR DE FENITOINA; 11) TEOFILINA + A; 12) VANCOMICINA; 13) CALIBRADOR DE VANCOMICINA; 14) CALIBRADOR Z; 15) CALIBRADOR A; 16) CALIBRADOR B	Cert. 003751
1) RAPIDQC PLUS; 2) CERTAIN ® Hct - NIVEL A,B; 3) COMPLETE NIVEL 1,2,3; 4) CVM R; 5) CVM R HCT NIVEL1; NIVEL 2; NIVEL3 Y NIVEL 4	Cert. 003449
1) MULTI-DILUYENTE 1; 2) MULTI-DILUYENTE 2; 3) MULTI-DILUYENTE 3; 4) MULTI-DILUYENTE 4; 5) MULTI-DILUYENTE 7; 6) MULTI-DILUYENTE 8	Cert. 003675
DILUYENTE PARA MUESTRAS DE FSH; DILUYENTE PARA MUESTRAS DE HCG; DILUYENTES PARA MUESTRAS DE LH; DILUYENTES PARA MUESTRAS DE PROLACTINA; IMMULITE; IMMULITE 2000 FSH; IMMULITE 2000 HCG; IMMULITE 2000 LH; IMMULITE 2000 PROLACTIN; IMMULITE FSH; IMMULITE LH IMMULITE PROLACTINA	Cert. 000928
IMMULITE INTACT PTH - DILUYENTE PARA MUESTRAS PTH INTACTA	Cert. 000943
1) IMMULITE FOLIC ACID; 2) IMMULITE 2000 FOLIC ACID; 3) DILUYENTE DE MUESTRA PARA ÁCIDO FÓLICO	Cert. 1111
1) IMMULITE 2000 THIRD GENERATION PSA y DILUYENTE DE MUESTRA PARA PSA; 2) IMMULITE 2000 FREE PSA Y	Cert. 001112

CS
↓
7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

DILUYENTE DE MUESTRA PARA PSA LIBRE; 3) IMMULITE 2000 BR-MA Y DILUYENTE DE MUESTRA PARA BR-MA; 4) CONTROLES DEMARCADORES TUMORALES; 5) MÓDULO CONTROL IMMULITE BR-MA	
1) IMMULITE C PEPTIDE; 2) DILUYENTE DE MUESTRA; 3) CONTROL IMMULITE PÉPTIDO C	Cert. 001113
1) IMMULITE IgE TOTAL / IgE total; 2) DILUYENTE PARA MUESTRA DE IgE	Cert. 001143
IMMULITE HGH / HGH; IMMULITE HGH	Cert. 001149
1) IMMULITE FERRITIN; 2) IMMULITE 2000 FERRITIN; 3) DILUYENTE PARA MUESTRA DE FERRITINA	Cert. 001150
1) IMMULITE TBG; 2) IMMULITE 2000 TBG (L2KTB); 3) DILUYENTE DE MUESTRA PARA TBG	Cert. 001152
1) IMMULITE PSA / PSA; 2) IMMULITE CEA; 3) IMMULITE 2000 CEA; 4) IMMULITE 2000 PSA / PSA; 5) IMMULITE AFP / AFP; 6) IMMULITE 2000 AFP / AFP; 7) DILUYENTE DE MUESTRA PSA; 8) DILUYENTE DE MUESTRA PARA CEA; 9) DILUYENTE DE MUESTRA PARA AFP	Cert. 001211
1) IMMULITE T3 TOTAL; 2) IMMULITE 2000 TOTAL T3; 3) DILUYENTE PARA MUESTRA DE T3 TOTAL; 4) IMMULITE T4 TOTAL; 5) IMMULITE 2000 TOTAL T4; 6) DILUYENTE PARA MUESTRA DE T4 TOTAL; 7) IMMULITE T4 LIBRE / T4 libre; 8) IMMULITE 2000 FREE T4; 8) IMMULITE TSH TOTAL; 9) DILUYENTE PARA MUESTRA DE TSH TOTAL; 10) IMMULITE 2000 THIRD GENERATION TSH; 11) IMMULITE TSH RÁPIDA; 12) IMMULITE 2000 RAPID TSH; 13) CONTROL PARA TSH DE TERCERA GENERACIÓN; 14) IMMULITE 2000 THIRD GENERATION TSH CONTROL MODULE; 15) DILUYENTE PARA MUESTRA DE TSH RAPIDA; 16) DILUYENTE DE MUESTRA TSH	Cert. 001212
1) IMMULITE GI MA; 2) IMMULITE 2000 GI-MA; 3) DILUYENTE PARA MUESTRA DE Ca 19-9; 4) IMMULITE OM MA; 5) IMMULITE 2000 OM-MA; 6) DILUYENTE PARA MUESTRA DE OM MA; 7) IMMULITE PAP; 8) IMMULITE 2000 PAP; 9) DILUYENTE PARA MUESTRA DE PAP; 10) IMMULITE BETA 2 MICROGLOBULIN; 11) IMMULITE 2000 BETA - 2 MICROGLOBULIN; 12) DILUYENTE DE MUESTRA PARA BETA 2 MICROGLOBULINA; 13) CONTROL BETA 2 MICROGLOBULINA	Cert. 001213
1) IMMULITE CORTISOL; 2) IMMULITE 2000 CORTISOL; 3) DILUYENTE PARA MUESTRA DE CORTISOL; 4) IMMULITE DHEA SO4; 5) IMMULITE 2000 DHEA - SO4; 6) DILUYENTE	Cert. 001214



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

PARA MUESTRA DE DHEA-SO4; 7) IMMULITE ESTRADIOL; 8) IMMULITE 2000 ESTRADIOL; 9) DILUYENTE PARA MUESTRA DE ESTRADIOL, 10) IMMULITE PROGESTERONA; 11) IMMULITE 2000 PROGESTERONA; 12) DILUYENTE PARA MUESTRA DE PROGESTERONA; 13) MÓDULO DE SUSTRATO QUIMIOLUMINISCENTE; 14) MÓDULO DE SOLUCIÓN DE LAVADO DE PIPETAS	
1) IMMULITE ALLERGY FOOD PANEL FP5E; 2) MÓDULO CONTROL IMMULITE ALLERGY FOOD PANEL FP5E	Cert. 001353
1) IMMULITE AlaTOP ALLERGY SCREEN; 2) MÓDULO CONTROL IMMULITE AlaTOP ALLERGY SCREEN	Cert. 001354
IMMULITE LINEA PANEL TORCH 1 / 1) IMMULITE RUBELLA IgG; 2) IMMULITE HERPES I y II IgG; 3) IMMULITE 2000 HERPES I y II IgG; 4) IMMULITE TOXOPLASMA IgG; 5) IMMULITE CMV IgG	Cert. 001356
1) IMMULITE TESTOSTERONA TOTAL; 2) IMMULITE 2000 TOTAL TESTOSTERONE; 3) DILUYENTE PARA TESTOSTERONA	Cert. 001823
1) IMMULITE ANTI TPO Ab; 2) IMMULITE 2000 ANTI TPO Ab; 3) DILUYENTE DE MUESTRA PARA ANTI TPO Ab; 4) CONTROL DE CALIDAD PARA ANTI TPO Ab LTOCM	Cert. 002448
CON - 6	Disp. 1698/87
CONTROL ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSACM); CONTROL BETA 2 MICROGLOBULINA (MBCM); CONTROL CON 65 (CON65); CONTROL ESTRADIOL (EZTC1); CONTROL FOSFATASA ÁCIDA PROSTÁTICA (PACM); CONTROL GASTRINA (GACM); CONTROL HLP (HLPII); CONTROL IgE TOEL (IECM); CONTROL IMMULITE GI-MA (LGICM); CONTROL IMMULITE HCG (LCGCM); CONTROL IMMULITE OM-MA (LOMCM); CONTROL IMMULITE PSA (LPS CM); CONTROL IMMULITE PTH INTACTA (LPHCM); CONTROL IMMULITE TBG (LTBCM)	Disp. 7467/98
1) IMMULITE PYRILINKS - D (LKPD1 y LKPD5); 2) IMMULITE 2000 PYRILINKS - D (L2KPD2 y L2KPD6); 3) DILUYENTE DE MUESTRAS PARA PYRILINKS - D; 4) MÓDULO CONTROL DE PYRILINKS - D	Cert. 002532
1) IMMULITE ANTI-TG Ab; 2) IMMULITE 2000 ANTI-TG Ab; 3) IMMULITE THYROID AUTOANTIBODY CONTROL MODULE	Cert. 002826
IMMULITE TOXOPLASMA IgM	Cert. 002828
1) IMMULITE THC; 2) MÓDULO CONTROL IMMULITE THC	Cert. 002829
IMMULITE CMV IgM	Cert. 002871
1) IMMULITE H. pylori Ig; 2) MÓDULO DE CONTROL; 3)	Cert. 002874



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12712

DILUTENTE DE MUESTRA	
1) IMMULITE EPO (LKEP); 2) IMMULITE 2000 EPO (L2KEP); 3) IMMULITE EPO CONTROL MODULE; 4) EPO DILUYENTE DE MUESTRA	Cert. 002875
1) IMMULITE THYROGLOBULIN (LKTYZ, LKTY1 y LKTY5); 2) IMMULITE 2000 THYROGLOBULIN (L2KTY2); 3) DILUYENTE DE MUESTRAS PARA TIROGLOBULINA, 4) IMMULITE THYROGLOBULIN CONTROL MODULE	Cert. 002877
1) IMMULITE RUBELLA IgM; 2) IMMULITE 2000 RUBELLA IgM	Cert. 002878
1) IMMULITE HBs-Ag; 2) IMMULITE 2000 HBs-Ag	Cert. 002881
1) IMMULITE ACTH; 2) IMMULITE 2000 ACTH; 3) DILUYENTE DE MUESTRA PARA ACTH; 4) IMMULITE ACTH CONTROL MODULE	Cert. 002890
IMMULITE ANTI Hbc, IMMULITE 2000 ANTI Hbc	Cert. 002891
1) IMMULITE VITAMIN B 12; 2) DILUYENTE DE MUESTRA PARA VITAMINA B 12; 3) IMMULITE 2000 VITAMIN B12 (L2KVB); 4) DILUYENTE DE MUESTRA VITAMIN B12/FOLIC ACID	Cert. 002943
IMMULITE ANTI HBS; IMMULITE 2000 Anti HBs (L2KAH)	Cert. 002944
IMMULITE SHBG; DILUYENTE DE MUESTRA PARA SHBG	Cert. 002945
1) IMMULITE IL-6; 2) LL6Z DILUYENTE DE MUESTRAS	Cert. 003328
1) IMMULITE TPS; 2) DILUYENTE DE MUESTRA PARA LTPZ	Cert. 003338
1) IMMULITE FREE BETA HCG, 2) MÓDULO DE CONTROL DE CALIDAD FBCO	Cert. 003344
1) IMMULITE TNF alfa; 2) MÓDULO CONTROL IMMULITE CITOKINE; 3) DILUYENTE DE MUESTRAS TNF alfa	Cert.003396
IMMULITE IL-1beta	Cert. 003413
1) IMMULITE THEOPHYLLINE; 2) DILUYENTE DE MUESTRA LTN2; 3) CONTROLES DE CALIDAD DE TEOFILINA	Cert. 003461
1) IMMULITE ALBUMIN; 2) ALBUMIN DILUYENTE DE MUESTRA; 3) IMMULITE CONTROL MODULE; 4) IMMULITE ALBUMIN CALIBRATION VERIFICATION MODULE	Cert. 003733
1) IMMULITE INSULIN; 2) IMMULITE CONTROL MODULE	Cert. 003754
IMMULITE DIGOXIN	Cert. 003792
1) IMMULITE CK-MB; 2) IMMULITE CK-MB CONTROL MODULE; 3) CK-MB DILUYENTE DE MUESTRA	Cert. 003847
1) IMMULITE VALPROIC ACID; 2) IMMULITE VALPROIC ACID CONTROL MODULE	Cert. 003924
1) IMMULITE CARBAMAZEPINE; 2) CONTROL MODULE SERUM DRUG	Cert. 003960



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

1) IMMULITE THYROID UPTAKE; 2) THYROID UPTAKE DILUYENTE DE MUESTRA; 3) IMMULITE THYROID UPTAKE CONTROL MODULE	Cert. 003974
1) IMMULITE TROPONIN I; 2) IMMULITE TROPONIN I CONTROL MODULE; 3) TROPONIN I DILUYENTE DE MUESTRA; 4) CONTROL DE RECUPERACIÓN DE MUESTRA MIOGLOBINA; 5) CONTROL DE RECUPERACIÓN DE MUESTRA CK-MB; 6) CONTROL DE RECUPERACIÓN DE MUESTRA TIROGLOBULINA; 7) IMMULITE 2000 TROPONIN I	Cert. 003975
1) IMMULITE ECP; 2) ECP DILUYENTE DE MUESTRA	Cert. 004028
1) IMMULITE UNCONJUGATED ESTRADIOL; 2) DILUYENTE DE MUESTRA UNCONJUGATED ESTRADIOL, 3) IMMULITE UNCONJUGATED ESTRADIOL CALIBRATION VERIFICATION MODULE; 4) IMMULITE 2000 UNCONJUGATED ESTRADIOL	Cert. 004058
1) IMMULITE FREE T3; 2) IMMULITE FREE T3 CONTROL MODULE	Cert. 004069
1) IMMULITE RUBELLA QUANTITATIVE IgG; 2) IMMULITE 2000 RUBELLA QUANTITATIVE	Cert. 004086
1) IMMULITE ANTI HBc IgM; IMMULITE 2000 Anti-HBc IgM (L2KMC)	Cert. 004089
1) IMMULITE HIGH SENSITIVITY CRP; IMMULITE HIGH SENSITIVITY CRP CONTROL MODULE	Cert. 004105
IMMULITE HBsAg CONFIRMATORY KIT	Cert. 004114
1) IMMULITE TOXOPLAMA QUANTITATIVE IgG; 2) IMMULITE 2000 TOXOPLAMA QUANTITATIVE IgG	Cert. 004159
IMMULITE CAT-SPECIFIC IgE	Cert. 004244
1) IMMULITE 2000 CHEMILUMINESCENT SUSTRATE MODULE; 2) IMMULITE 2000 PROBE WASH MODULE	Cert. 004247
IMMULITE PHENYTOIN	Cert. 004278
1) IMMULITE 2000 FREE T3; 2) IMMULITE 2000 FREE T3 CONTROL MODULE; 3) DILUYENTE DE MUESTRA MULTI-DILUENT 1; 4) DILUYENTE DE MUESTRA MULTI-DILUENT 2	Cert. 004279
1) IMMULITE MYOGLOBIN; 2) IMMULITE MYOGLOBIN CONTROL MODULE; 3) MYOGLOBIN DILUYENTE DE MUESTRA; 4) IMMULITE 2000 MYOGLOBIN	Cert. 004288
IMMULITE NICOTINE METABOLITE	Cert. 004333
1) IMMULITE PHENOBARBITAL; 2) IMMULITE 2000 PHENOBARBITAL	Cert. 004581
1) IMMULITE PROGESTERONE; 2) IMMULITE 2000 PROGESTERONE; 3) IMMULITE PROBE CLEANING KIT; 4) IMMULITE 2000 PROBE CLEANING KIT; 5) MULTI - DILUENT 1	Cert. 004611

les
\$

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

1) IMMULITE LBP; 2) IMMULITE LBP CONTROL MODULE LLBCM	Cert. 004612
1) IMMULITE H. PYLORI IgG; 2) IMMULITE 2000 H. PYLORI IgG	Cert. 004652
1) IMMULITE HOMOCYSTEINE; 2) IMMULITE 2000 HOMOCYSTEINE; 3) IMMULITE 2000 HOMOCYSTEINE DILUYENTE DE MUESTRA y IMMULITE HOMOCYSTEINE DILUYENTE DE MUESTRA; 4) CARDIAC MARKER CONTROL MODULE	Cert. 004740
1) IMMULITE IL-2R; 2) DILUYENTE DE MUESTRA PARA IL-2R; 3) IMMULITE IL-8; 4) DILUYENTE DE MUESTRA PARA IL-8	Cert. 004816
1) IMMULITE PAPP-A; 2) IMMULITE 2000 PAPP-A; 3) IMMULITE PAPP-A CONTROL MODULE	Cert. 005010
C-PEPTIDE CONTROL MODULE	Cert. 005044
IMMULITE 2000 TOBRAMYCIN	Cert. 005046
IMMULITE 2000 SHBG	Cert. 005057
1) IMMULITE IGFBP-3; 2) IMMULITE 2000 IGFBP-3	Cert. 005060
IMMULITE 2000 GENTAMICIN	Cert. 005061
1) IMMULITE ANDROSTENEDIONA; 2) IMMULITE ANDROSTENEDIONA 2000	Cert. 005075
IMMULITE 2000 TOTAL TESTOSTERONE	Cert. 005090
IMMULITE 2000 ALBUMIN	Cert. 005095
IMMULITE 2000 THEOPHYLLINE	Cert. 005104
IMMULITE 2000 INSULIN	Cert. 005109
IMMULITE 2000 INTACT PTH	Cert. 005179
IMMULITE 2000 CMV IgG	Cert. 005182
IMMULITE 2000 PHENYTOIN	Cert. 005193
IMMULITE 2000 VALPROVIC ACID	Cert. 005197
IMMULITE 2000 CARBAMAZEPINE	Cert. 005200
1) IMMULITE CALCITONIN; 2) IMMULITE 2000 CALCITONIN; 3) IMMULITE CALCITONIN CONTROL MODULE; 4) DILUYENTE DE MUESTRA CALCITONIN	Cert. 005220
1) IMMULITE IGF-I, CATÁLOGO LKGF1; 2) IMMULITE 2000 IGF-I, CATÁLOGO L2KGF2; 3) IGF CONTROL MODULE	Cert. 005330
IMMULITE 2000 GASTRINA	Cert. 005349
1) IgG / IgM SAMPLE DILUENT MODULE; 2) ID2 SAMPLE DILUENT MODULE; 3) ID4 SAMPLE DILUENT MODULE	Cert. 005433
IMMULITE 2000 GROWTH HORMONE (hGH)	Cert. 005593
a) IMMULITE TOXOPLASMA IgM (μ -CAPTURE); b) IMMULITE 2000 TOXOPLASMA IgM (μ -CAPTURE)	Cert. 005905



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

1) VERSANT HCV Genotype 2.0 Assay (LiPA); 2) VERSANT HCV Amplification 2.0 Kit (LiPA); 3) VERSANT HCV Control 2.0 Kit (LiPA)	Cert. 006489
FPSA DIMENSION® FREE PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN FLEX® REAGENT CARTRIDGE	Cert. 006392
1) TACR DIMENSION® TACROLIMUS FLEX® REAGENT CARTRIDGE; 2) TACR CAL DIMENSION® TACROLIMUS CALIBRATOR	Cert. 006395
1) CSA DIMENSION® CYCLOSPORINE FLEX® REAGENT CARTRIDGE; 2) CSA CAL DIMENSION® CYCLOSPORINE CALIBRATOR	Cert. 006391
1) TPSA DIMENSION® TOTAL PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN FLEX® REAGENT CARTRIDGE; 2) T/F PSA CAL DIMENSION® TOTAL / FREE PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN CALIBRATOR	Cert. 006454
1) CSAE DIMENSION® CYCLOSPORINE EXTENDED RANGE FLEX® REAGENT CARTRIDGE; 2) CSAE CAL DIMENSION® CYCLOSPORINE EXTENDED RANGE CALIBRATOR	Cert. 006446
ENZYGNOST ANTI-HIV 1/2 PLUS	Cert. 001632
1) ENZYGNOST ANTI HBC MONOCLONAL; 2) ENZYGNOST HBc/IgM	Cert. 001688
REACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA ENZYGNOST/TMB	Cert. 001775
1) ENZYGNOST ANTI HBs MICRO; 2) ENZYGNOST HBsAg MONOCLONAL II; 3) ENZYGNOST HBe MONOCLONAL	Cert. 002043
BERICHROM FM	Cert. 002325
ENZYGNOST TAT MICRO	Cert. 000716
ENZYGNOST D-DIMER MICRO	Cert. 000717
ENZYGNOST F 1+2 MICRO	Cert. 000833
TROMBINA CTS	Cert. 000838
1) N ANTISUERO CONTRA LA LIPOPROTEÍNA (a) HUMANA; 2) N APOLIPOPROTEÍNA A II; 3) N APOLIPOPROTEÍNA E; 4) APOLIPOPROTEIN CONTROL SERUM CHD (HUMAN)	Cert. 001432
BATROXOBIN REAGENT COAG	Cert. 000879
M-PARTIGEN	Cert. 000100
1) N/T RHEUMATOLOGY CONTROL SL/1 (HUMANO); 2) N/T RHEUMATOLOGY CONTROL SL/2 (HUMANO); 3) N/T SY / LEVEL H PROTEIN CONTROL; 4) N/T SY/LEVEL L PROTEIN CONTROL	Cert. 001414
N ANTISUERO CONTRA LA ALFA-1 ANTITRIPSINA HUMANA	Cert. 001415
N LATEX CIC	Cert. 001423
N ANTISUERO CONTRA LA PROTEÍNA FIJADORA DE	Cert. 001424

Handwritten signatures and initials

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12712

RETINOL HUMANA (PRB)	
1) ANTISUERO CONTRA LA INMUNOGLOBULINA HUMANA IgG / IgG; 2) N ANTISUERO CONTRA LA INMUNOGLOBULINA HUMANA IgA/ IgA; 3) N ANTISUERO CONTRA LA INMUNOGLOBULINA HUMANA IgM / IgM; 4) N ANTISUERO CONTRA EL FACTOR DE COMPLEMENTO C3c / C3c; 5) N ANTISUERO CONTRA EL FACTOR DE COMPLEMENTO C4 / C4	Cert. 001481
1) N ANTISUERO CONTRA LA ALBÚMINA HUMANA; 2) N ANTISUERO CONTRA LA PREALBÚMINA HUMANA; 3) N ANTISUERO CONTRA LA PROTEÍNA FIJADORA DE RETINOL HUMANA (PRB)	Cert. 001433
1) N ANTISUERO CONTRA LA APOLIPOPROTEÍNA A1; 2) N ANTISUERO CONTRA LA APOLIPOPROTEÍNA B; 3) N ANTISUERO CONTRA EL FIBRINÓGENO HUMANO; 4) N ANTISUERO CONTRA LA ANTITROMBINA III HUMANA; 5) N ANTISUERO CONTRA LA PROTROMBINA HUMANA	Cert. 001488
1) N ANTISUERO CONTRA EL PLASMINÓGENO HUMANO; 2) N ANTISUERO CONTRA LA FIBRONECTINA HUMANA; 3) N ANTISUERO CONTRA LA CADENA L DE LA INMUNOGLOBULINA HUMANA TIPO KAPPA; 4) N ANTISUERO CONTRA LA CADENA L DE LA INMUNOGLOBULINA HUMANA TIPO LAMBDA; 5) N ALFA-1 MICROGLOBULINA	Cert. 001535
1) N ANTISUERO CONTRA LA TRANSFERRINA HUMANA; 2) N ANTISUERO CONTRA LA HAPTOGLOBINA HUMANA; 3) N ANTISUERO CONTRA LA ALFA -1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA HUMANA; 4) N ANTISUERO CONTRA LA CERULOPLASMINA HUMANA; 5) N ANTISUERO CONTRA LA HEMOPEXINA HUMANA	Cert. 001537
SUERO ESTÁNDAR CRP	Cert. 001804
1) LC PARTIGEN C1q; 2) LC PARTIGEN FIBRONECTIN; 3) LC PARTIGEN ALFA 1 MICROGLOBULIN	Cert. 001828
SUERO ESTÁNDAR DE PROTEÍNAS LC-V HUMANO	Cert. 001829
SUERO ESTÁNDAR DE COMPLEMENTO	Cert. 001833
VLC PARTIGEN ALBUMIN / MICROALBUMIN	Cert. 001835
RAPIGNOST TOTAL SCREEN LSG	Cert. 001890
TURBIQUANT ALBÚMINA/ORINA SUERO / ALBÚMINA	Cert. 002073
NOR PARTIGEN C1 INACTIVADO	Cert. 002074
NOR PARTIGEN APOLIPOPROTEÍNA B	Cert. 002075
NOR PARTIGEN IgG MC	Cert.002076

Handwritten signature

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12712

NOR PARTIGEN IgG HC	Cert. 002077
RAPITEX ASL	Cert. 002190
RAPITEX CRP	Cert. 002197
N/T PROTEIN CONTROL SL/H	Cert. 002324
N/T Lp (a) CONTROL SY	Cert. 002341
TURBIQUANT D-DIMER	Cert. 002398
N/T PROTEIN CONTROL SL/M	Cert. 002463
ENZYGNOST P.A.P. MICRO	Cert. 000696
TURBIQUANT RF	Cert. 000811
RAPIGNOST TOTAL SCREEN L	Cert. 000088
ANTÍGENO DE CARDIOLIPINA (V.D.R.L.)	Disp. 6197/87
LC-PARTIGEN	Disp. 6425/83
NOR-PARTIGEN	Disp. 6426/83
RAPITEX-hCG	Disp. 962/89
TURBIQUANT	Res. 947/91
LISTERIA SUSPENSION TYPE Ab:H	Cert. 002930
LISTERIA CONTROL SERUM ANTI-O POSITIVO	Cert. 002931
LISTERIA CONTROL SERUM ANTI-H POSITIVO	Cert. 002932
LISTERIA SUSPENSION TYPE 1:H	Cert. 002934
LISTERIA SUSPENSION TYPE 4b:O	Cert. 002992
LISTERIA SUSPENSION TYPE 1:O	Cert. 002993
ENZYGNOST HIV INTEGRAL	Cert. 004544
ENZYGNOST @ HbsAg 5.0	Cert. 005974
ENZYGNOST HIV INTEGRAL II	Cert. 005986
PRODUCTOS DE DEGRADACIÓN DE LA FIBRINA / FIBRINÓGENO (PDF)	Cert. 004352
DADE TROMBOPLASTIC C PLUS (DADE TROMBOPLASTINA C PLUS)	Cert. 4369
BERICHROM C1-INHIBITOR (BREICHROM C1-INHIBITOR)	Cert. 4545
FACTOR VIII CHROMOGENIC ASSAY (FACTOR VIII CROMOGENICO)	Cert. 4547
DADE CLUSTER PLATELET AGGREGATION REAGENTS (REACTIVOS DE AGREGACIÓN PLAQUETARIA DADE)	Cert. 4548
PT CALIBRATION PLASMA KIT (KIT DE PLASMAS DE CALIBRACIÓN PT)	Cert. 4599
INNOCAL SET (EQUIPO INNOCAL)	Cert. 4638
SOLUCIÓN DE CLORURO DE CALCIO 0,025 mol/L - BUFFER IMIDAZOL - SOLUCIÓN BUFFER TRIS pH 8,0 - SOLUCIÓN ÁCIDO MONOCLOROACÉTICO CONCENTRADO	Cert. 000813
1) WASHING SOLUTION FOR COAGULATION ANALIZERS	Cert. 000840

les
↓

1



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

42712

(solución de lavado para los analizadores de coagulación); 2) SUSPENSIÓN DE CAOLÍN PARA FIBRINTIMER; 3) REACTIVO FIBRINÓGENO CTS; 4) BERICHROM FACTOR XIII; 5) BERICHROM C1 INACTIVADOR; 6) BERICHROM PROTEINA C	
1) NEOTHROMTIN - CTS; 2) BERICHROM HEPARINA; 3) CHROMOQUICK PT; 4) BERICHROM PLASMINÓGENO; 5) BERICHROM ANTIPLASMINA ALFA 2; 6) BERICHROM ANTITROMBINA III	Cert. 000909
1) STANDARD PLASMA HUMANO; 2) CONTROL PLASMA N; 3) CONTROL PLASMA U, 4) PATHOPLASMA I, 5) PATHOPLASMA II; 6) FUBRINÓGENO STANDARD HUMANO; 7) CONTROL PLASMA; 8) PLASMA PARA CALIBRACIÓN	Cert. 000910
1) TEST THROMBIN 30 IV/ml (BOVINA); 2) TURBIQUANT FIBRINÓGENO; 3) BERICHROM PAI; 4) BERICHROM ANTITROMBINA III	Cert. 000952
1) N DILUENT; 2) N REACTION BUFFER	Cert. 001422
1) N PROTEIN STANDARD SY; 2) N PROTEIN STANDARD PY; 3) N APOLIPOPROTEIN STANDARD SERUM (HUMAN); 4) N Lp (a) STANDARD (HUMAN), 5) CONCENTRADO STANDARD DE PROTEÍNAS URINARIAS (HUMANO); 6) N Lp (a) CONTROL; 7) N SUPPLEMENTARY REAGENT PRECIPITATION	Cert. 001469
1) N LATEX AND ASA B; 2) N LATEX IgE, 3) N LATEX FERRITIN; 4) LATEX MYOGLOBIN; 5) N LATEX IgA; 6) N LATEX IgM	Cert. 001512
1) N LATEX RF; 2) N LATEX CRP; 3) N LATEX ASL; 4) NAS IGG1; 5) NAS IGG2; 6) NAS IGG3; 7) NAS IGG4	Cert. 005657
TURBIQUANT ANTITROMNINA III	Cert. 002928
TURBIQUANT APOLIPORPOTEÍNA B	Cert. 002929
TURBIQUANT FIBRINÓGENO	Cert. 002933
1) TURBIQUANT MIOGLOBULINA; 2) TURBIQUANT ANTITROMBINA III, 3) TURBIQUANT ASL; 4) TEST THROMBIN 3 IU/ ml (BOVINE); 5) TURBIQUANT ALFA 1 ANTITRIPSINA	Cert. 000881
TURBIQUANT GLICOPROTEÍNA ALFA 1 ÁCIDA	Cert. 002990
TURBIQUANT APOLIPOPROTEÍNA A-1	Cert. 002991
N RHEUMATOLOGY STANDARD SL	Cert. 003886
1) N LATEX IgE MONO; 2) N REACTIVO ADICIONAL L	Cert. 003958
N LATEX Lp (a) REAGENT	Cert. 004035
CARDIOPHASE hsCRP	Cert. 004040

Handwritten signature/initials

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12712

N LATEX b2-MICROGLOBULIN	Cert. 004309
N LATEX sTfR	Cert. 004322
LIPO-PARTIGEN Apo A-I	Cert. 004382
IgD STANDARD (ESTÁNDAR IgD)	Cert. 004441
ALFA - FETOPROTEIN STANDARD SERUM (HUMAN), SUERO ESTÁNDAR ALFA - FETOPROTEÍNA (HUMANO)	Cert. 004443
N LATEX SAA	Cert. 004452
1) N LATEX CYSTATIN C (N LATEX CISTATINA C); 2) CLEANER SCS; 3) N PROTEIN STANDARD UY (N PROTEÍNA ESTANDAR UY)	Cert. 004465
N ANTISERUM TO HUMAN C1 INHIBITOR (N ANTISUERO CONTRA EL INHIBIDOR DE C1 HUMANO)	Cert. 004546
PROTEIN C REAGENT (REACTIVO DE PROTEÍNA C)	Cert. 004572
1) N/T CRP CONTROL SERUM (HUMAN); 2) N/T PROTEIN CONTROL PY (HUMAN), 3) N/T PROTEIN CONTROL UY; 4) N/T PROTEIN CONTROL SERUM (HUMAN); 5) APOLIPROTEIN CONTROL SERUM CHD (HUMAN); 6) N/T RF CONTROL SERUM (HUMAN); 7) N/T ASL CONTROL SERUM (HUMAN)	Cert. 000898
CARTUCHO DE REACTIVOS FLEX TRIG	Cert. 003563
CARTUCHO DE REACTIVOS FLEX DE FOSFATASA ÁCIDA [ACP]	Cert. 003647
VERIFICADOR DE FOSFATASA ÁCIDA	Cert. 003649
1) CARTUCHO DE REACTIVOS FLEX DE AMILASA (AMY); 2) DILUYENTE DE ENZIMAS DIMENSOL	Cert. 003775
CARTUCHO DE REACTIVOS FLEX DE CARBAMAZEPINA - DIMENSIÓN	Cert. 004041
1) CARTUCHO DE REACTIVO FLEX DE AMONÍACO (AMON) - DIMENSIÓN; 2) CALIBRADOR DE AMONÍACO (DIMENSIÓN)	Cert. 004083
1) MULTIPLY INTEGRATED MULTISENSOR; MULTIPLY IMP STANDARD A - DIMENSION; 3) MULTIPLY IMP STANDARD B - DIMENSION; 4) MULTIPLY IMP STANDARD C - DIMENSION; 5) KIT DE VERIFICACIÓN EXTERNA IMT - DIMENSION	Cert. 004107
1) CARTUCHOS DE REACTIVOS FLEX DE SALICILATOS (SAL) - DIMENSION; 2) CALIBRADOR DE SALICILATOS (SAL CALIBRADOR) - DIMENSION	Cert. 004108
1) CARTUCHO DE REACTIVO FLEX ALCOHOL (ALC) - DIMENSION; 2) CALIBRADOR ALCOHOL - DIMENSION	Cert. 004125
1) SISTEMAS ISE - DIMENSION; 2) KIT DE VERIFICACIÓN EXTERNA ISE - DIMENSION; 3) ISE SOLUCIÓN	Cert. 004130

Handwritten signature and initials

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

DESPROTEINIZANTE - DIMENSION; 4) ISE STANDARD A - DIMENSION; 5) ISE STANDARD B - DIMENSION; 6) ISE STANDARD C - DIMENSION; 7) SOLUCIÓN DE RELLENADO PARA ELECTRODOS Na y K/Cl - DIMENSION; 8) ISE SOLUCIÓN DE LIMPIEZA D - DIMENSION; 9) ISE SOLUCIÓN DE LIMPIEZA A; 10) ISE SOLUCIÓN ACONDICIONADORA - DIMENSION; 11) SOLUCIÓN DE REFERENCIA (PUENTE SALINO)	
CARTUCHOS DE REACTIVO FLEX DE ÁCIDO LÁCTICO (LA) - DIMENSION	Cert. 004143
1) CARTUCHOS DE REACTIVOS FLEX DE FENOBARBITAL (PHNO) Y CALIBRADOR DE DROGAS DIMENSION; 2) CALIBRADOR DE DROGAS - DIMENSION	Cert. 004145
CARTUCHOS DE REACTIVO FLEX DE FENITOÍNA (PTN) - DIMENSION	Cert. 004175
FLEX REAGENT CARTRIDGE DIGITOXIN (DGTX) - DIMENSION	Cert. 004196
FLEX REAGENT CARTRIDGE GENTAMICIN / CART. DE REACT. FLEX DE GENTAMICINA (GENT) - DIMENSION	Cert. 004197
1) CARTUCHOS DE REACTIVOS FLEX DE ÁCIDO VALPRÓICO (VALP) - DIMENSION; 2) CALIBRADOR DE FÁRMACOS II	Cert. 004210
FLEX REAGENT CARTRIDGE DIGOXIN (DGNA) - DIMENSION	Cert. 004222
FLEX REAGENT CARTRIDGE THEOPHYLINE (THEO) - DIMENSION	Cert. 004268
FLEX REAGENT CARTRIDGE VANCOMICIN (CART. DE REACT. FLEX DE VANCOMICINA) (VANC) - DIMENSION	Cert. 004269
1) MMB MASS CREATIN KINASE MB ISOENZIME FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) MMB-C MASS CREATININE KINASE MB ISOENZIME CALIBRATOR	Cert. 005638
1) cTnI CARDIAC TROPONIN I; 2) cTnI-C CARDIAC TROPONIN CALIBRATOR; 3) MYO MYOGLOBIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 4) MYO-C MYOGLOBIN CALIBRATOR; 5) MMB MASS CREATINE KINASA ISOENZIME; 6) MMB-C MASS CREATINE KINASE ISOENZIME CALIBRATOR	Cert. 005670
1) cTNL CARDIAC TROPONIN I FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) CTNL-C CARDIAC TROPONIN I CALIBRATOR	Cert. 005683
1) T4 THYROXINE; 2) T4-C THYROXINE CALIBRATOR; 3) TU THYRONINE UPTAKE; 4) TU-C THYRONINE UPTAKE CALIBRATOR; 5) TSH THYROID STIMULATING HORMONE; 6) FT4 FREE THYROXINE; 7) THYROID CALIBRATOR; 8) HCG HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN; 9) HCG-C	Cert. 005717

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

|



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 ANMAT

-12712

HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN CAL	
1) QuikLYTE ® Integrated Multisensor Na+/K+/Cl-; 2) QuikLYTE ® Standard A; 3) QuikLYTE ® Standard B; 4) QuikLYTE ® Flush Solution; 5) QuikLYTE ® Sample Diluent; 6) QuikLYTE ® Dilution Check; 7) QuikLYTE ® Bridge solution	Cert. 005882
1) EMIT ® 2000 CYCLOSPORINE SPECIFIC ASSAY; 2) EMIT ® CYCLOSPORINE SPECIFIC CALIBRATORS; 3) EMIT ® CYCLOSPORINE SAMPLE PRETREATMENT REAGENT	Cert. 005146
BAXTER DADE; DADE REACTIVO PARA TIEMPO DE COAGULACIÓN DE TROMBINA; BAXTER DADE DIMER TEST PRUEBA DE LÁTEX; BAXTER DADE PLASMINÓGENO	Cert. 1085
1) EMIT 2000 TACROLIMUS ASSAY; 2) EMIT 2000 TACROLIMUS CALIBRATOR; 3) EMIT 2000 TACROLIMUS SAMPLE PRETREATMENT REAGENT	Cert. 006590
EMIT METHOTREXATE ASSAY	Cert. 006593
1) SIRO DIMENSION ® SIROLIMUS FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) SIRO CAL DIMENSION® SIROLIMUS CALIBRATOR	Cert. 006581
1) IMMULITE / IMMULITE 1000 DIGITOXIN; 2) IMMULITE 2000 DIGITOXIN	Cert. 006607
1) EMIT ® 2000 SIROLIMUS ASSAY; 2) EMIT ® 2000 SIROLIMUS CALIBRATOR; 3) EMIR ® 2000 SIRO	Cert. 006619
Rap / Tac / CsA CONTROL	Cert. 006627
1) ADVIA CENTAUR HBeAg; ADVIA CENTAUR QC HBeAg	Cert. 007781
NAPA Dimension ® N-Acetylprocainamide Flex ® reagent	Cert. 006675
1) LIDO Dimension ® Lidocaine Flex ® reagent cartridge; 2) Dimension ® DRUG Calibrator II	Cert. 006666
PROC Dimension ® Procainamide Flex ® reagent cartridge	Cert. 006670
1) EMIT 2000 MYCOPHENOLIC ACID ASSAY; 2) EMIT 2000 MYCOPHENOLIC ACID CALIBRATORS; 3) EMIT 2000 MYCOPHENOLIC ACID CONTROLS	Cert. 006658
ADVIA CHEMISTRY TOBRAMYCIN 2 (TOB_2)	Cert. 006686
ADVIA CHEMISTRY CARBAMAZEPINE_2	Cert. 007764
1) ADVIA CENTAUR THEO 2; 2) CALIBRATOR 27	Cert. 006694
ADVIA CHEMISTRY BARBITURATE	Cert. 006687
1) ADVIA CHEMISTRY TOXICOLOGY NEGATIVE CALIBRATOR ; 2) ADVIA CHEMISTRY TOXICOLOGY CALIBRATOR 1; 3) ADVIA CHEMISTRY TOXICOLOGY CALIBRATOR 2; 4) ADVIA CHEMISTRY TOXICOLOGY CALIBRATOR 3; 5) ADVIA CHEMISTRY TOXICOLOGY CALIBRATOR 4; 6) ADVIA	Cert. 007701

Handwritten signature/initials

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

CHEMISTRY TOXICOLOGY CONTROLS	
ADVIA CHEMISTRY BENZODIAZEPINE	Cert. 006688
ADVIA CHEMISTRY TRICYCLIC ANTIDEPRESSANT	Cert. 006689
ACTM DIMENSION ® ACETAMINOPHEN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	Cert. 007702
TOBR DIMENSION ® TOBRAMYCIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	Cert. 007704
ADVIA CENTAUR CARB	Cert. 006690
1) ADVIA CENTAUR GENT; 2) GENT CALIBRATOR	Cert. 007724
1) ADVIA CENTAUR CICLOSPORINE; 2) CICLOSPORINE CALIBRATOR; 3) ADVIA CENTAUR CICLOSPORINE PRETREATMENT REAGENT	Cert. 007703
1) ADVIA CENTAUR VALPROIC ACID; 2) CALIBRADOR 28	Cert. 007728
1) LI Dimension ® lithium flex ® REAGENT CARTRIDGE; Dimension ® Drug Calibrator	Cert. 006691
1) ADVIA CENTAUR FREE PSA (fPSA) REAGENT; 2) ADVIA CENTAUR FREE PSA (fPSA) CALIBRATOR	Cert. 006692
1) ADVIA CENTAUR DGTN; 2) CALIBRADOR Z	Cert. 007706
ADVIA CHEMISTRY THEOPHYLINE_2	Cert. 007760
ADVIA CHEMISTRY PHENYTOIN_2	Cert. 007761
ADVIA CHEMISTRY PHENOBARBITAL_2	Cert. 007762
EMIT AMIKACIN ASSAY	Cert. 007813
ADVIA CHEMISTRY VANCOMYCIN_2	Cert. 007815
ADVIA CHEMISTRY VALPROIC ACID_2	Cert. 007820
1) MPAT DIMENSION MYCOPHENOLIC ACID FLEX REAGENT CARTRIDGE; 2) MPAT CAL DIMENSION MYCOPHENOLIC ACID CALIBRATOR	Cert. 007826
1) IMMULITE SYSTEM; 2) IMMULITE 1000 SYSTEM; 3) IMMULITE 2000 SYSTEM; 4) IMMULITE 2000 Xpi SYSTEM (AUTOMATED IMMUNOASSAY ANALYZER)	Cert. 007828
ADVIA CHEMISTRY DRUG CALIBRATOR II	Cert. 007829
1) ADVIA CENTAUR ®; 2) ADVIA CENTAUR ® XP	Cert.007991
1) ADVIA CENTAUR ANTI-HBs2 (aHBs2); 2) ADVIA CENTAUR QC ANTI-HBs2 (aHBs2)	Cert. 008050
1) ADVIA 1200 CHEMISTRY SYSTEM; 2) ADVIA 1650 CHEMISTRY SYSTEM, 3) ADVIA 1800 CHEMISTRYSYSTEM; 4) ADVIA 2400 CHEMISTRY SYSTEM	Cert. 007862
ADVIA CHEMISTRY TOBRAMYCIN_2 (TOB_2)	Cert. 008092
ADVIA CHEMISTRY GENTAMICIN_2 (GENT-2)	Cert. 008087
ADVIA CHEMISTRY DRUG CALIBRATOR I	Cert. 008063



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

192712

BEP 2000 SYSTEM-BEP 2000 ADVANCE SYSTEM	Cert. 008168
1) ADVIA CENTAUR HIV Ag/Ab COMBO (CHIV) ASSAY; 2) ADVIA CENTAUR HIV Ag/Ab COMBO (CHIV) QC MATERIALS	Cert. 008288
1) ADVIA CENTAUR aHBe; 2) ADVIA CENTAUR QC aHBe	Cert. 007786
BEP III SYSTEM	Cert. 008127
ADVIA CENTAUR XPT SYSTEM	Cert. 008311
1) DIMENSION ® EXL CON LM; 2) DIMENSION ® EXL 200, 3) DIMENSION ® XPAND ® CLINICAL CHEMISTRY SYSTEM (CON Y SIN HM); 4) DIMENSION ® XPAND ® PLUS CLINICAL CHEMISTRY SYSTEM (CON Y SIN HM); 5) DIMENSION ® RxL ® MAX CLINICAL CHEMISTRY SYSTEM (CON Y SIN HM); 6) DIMENSION ® RxL ® CLINICAL CHEMISTRY SYSTEM (CON Y SIN HM); 7) RMS DIMENSION ® REAGENT MANAGEMENT SYSTEM MODULE; 8) DIMENSION ® SAMPLE TRANSFER MODULE; 9) DIMENSION ® HETEROGENEOUS IMMUNOASSAY MODULE (HM)	Cert. 008333
ADVIA CENTAUR® Syphilis Assay (SYPH) / INMUNOENSAYO DISEÑADO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTICUERPOS FRENTE AL Treponema Pallidum, EN SUERO O PLASMA HUMANO (EDTA, HEPARINA DE LITIO, HEPARINA DE SODIO, CITRATO) UTILIZANDO LOS SISTEMAS ADVIA Centaur; ADVIA CENTAUR® Syphilis Assay (SYPH) QC material / UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DEL ENSAYO ADVIA CENTAUR® Syphilis Assay (SYPH)	Cert. 008368
ADVIA CENTAUR HBsAgII (HBsII) / INMUNOENSAYO DISEÑADO PARA LA DETECCIÓN CUALITATIVA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B (HBsAg) EN SUERO HUMANO O PLASMA (EDTA, HEPARINA DE LITIO, HEPARINA DE SODIO, CITRATO) USANDO LOS SISTEMAS ADVIA Centaur	Cert. 008391
1) TAC Dimension ® Tacrolimus Flex ® reagent cartridge / Determinación cuantitativa de tacrolimus en sangre humana completa en el sistema de química Dimension ®; 2) TAC CAL Dimension ® Tacrolimus Calibrator / Calibración del método tacrolimus (TAC) del sistema de química clínica Dimension ®	Cert. 008310
ADVIA CENTAUR CP SYSTEM / Analizador automático quimioluminiscente destinado a ser utilizado con los inmuniensayos ADVIA CENTAUR	Cert. 008457
ENZYGNOST ® HBsAg 6.0 / Enzimoinmunoanálisis para la	Cert. 008467

Handwritten signature and initials.

Handwritten mark.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

detección cualitativa del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg) en suero o plasma humanos	
ENZYGNOST ® Anti-HCV 4.0 / Enzimoimmunoanálisis para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM específicos contra el virus de la hepatitis C (VHC) en suero o plasma humanos	Cert. 008469
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ACS:180 CORTISOL	PM-1074-179
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR ® PROLACTINA	PM-1074-176
Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para la medición cuantitativa de CK-MB; marca IMMULITE 2000 CK-MB	PM-1074-170
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR MULTI-DILUENT 10	PM-1074-171
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR VB12 DILUENT	PM-1074-174
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR HCY DILUENT	PM-1074-173
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca FOL DILUENT	PM-1074-175
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca MULTI-DILUENT 11	PM-1074-172
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca VB12 DILUENT	PM-1074-169
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ACS:180 ® ANTI TG	PM-1074-186
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ACS:180 ® ANTI TPO	PM-1074-187
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR ® ANTI TG	PM-1074-184
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR ® ANTI TPO	PM-1074-183
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR ® CORTISOL	PM-1074-188
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR ® CP cTnI	PM-1074-180
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR CP BNP	PM-1074-181
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca CKMB DILUENT	PM-1074-189
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca T3 DILUENT	PM-1074-190
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ACS 180	PM-1074-203



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

BNP	
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR BNP	PM-1074-202
Reactivo para la determinación cuantitativa de troponina cardíaca (cTnI) en suero humano, plasma heparinizado, o plasma EDTA, mediante la utilización del sistema ADVIA CENTAUR ® CP cTnI ULTRA	PM-1074-216
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR PROGESTERONA	PM-1074-210
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY MULTI-DRUG URINE CALIBRATOR	PM-1074-197
Calibradores, marca CALIBRADOR E	PM-1074-209
Tiras reactivas para control de calidad de análisis de orina, marca CHEK STIX COMBO PACK	PM-1074-207
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca HCY DILUENT	PM-1074-192
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca FOL ASCORBIC ACID / ASCORBIC ACID DILUENT	PM-1074-194
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca T4 DILUENT	PM-1074-191
Reactivo para la determinación cuantitativa de folato en suero o eritrocitos utilizando el sistema ADVIA CENTAUR CP, marca ADVIA CENTAUR ® CP FOLATO	PM-1074-235
Solución para lavado, requerida para efectuar el ensayo ADVIA CENTAUR TnI ULTRA, en acceso random con los ensayos IgE específica, o con paneles de screening de alergia, marca ADVIA CENTAUR ® PROBE WASH 4	PM-1074-220
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca CKMB DILUENT	PM-1074-218
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR FOL DILUENT	PM-1074-193
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR TnI-ULTRA	PM-1074-217
Reactivo, para control de calidad, pH / gases en sangre, marca AQC CARTRIDGE KIT	PM-1074-185
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca MULTI-DILUENT 1, MULTI-DILUENT 2, MULTI-DILUENT 3	PM-1074-221
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca MULTI-DILUENT 9, MULTI-DILUENT 10	PM-1074-227
Cartucho de medición de pH, gases en sangre, electrolitos, metabolitos, hemoglobina y derivados de la hemoglobina, con el sistema RAPIDLAB 1200, marca RAPIDLAB 1200 REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-231



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12710

Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY BILIRRUBINA DIRECTA 2	PM-1074-204
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca, ADVIA CHEMISTRY BILIRRUBINA TOTAL 2	PM-1074-200
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY CREATINE KINASE	PM-1074-223
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY GGT	PM-1074-225
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY HAPTOGLOBIN	PM-1074-201
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY HDL CHOLESTEROL II	PM-1074-224
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY INMUNOGLOBULINA A2	PM-1074-213
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY INMUNOGLOBULINA G2	PM-1074-211
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY INMUNOGLOBULINA M2	PM-1074-212
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY MAGNESIUM	PM-1074-226
Tiras reactivas para la determinación de albúmina y creatinina en orina, marca CLINITEK MICROALBÚMINA	PM-1074-222
Kit de reactivos para control de calidad de electrolitos (Na, K, Cl, Li), familia: 1-QUALITY CONTROL KIY (2 NIVELES); 2-TRI LEVEL QUALITY CONTROL KIT (3 NIVELES)	PM-1074-230
Tiras para detección de sangre oculta en materia fecal, marca HEMATEST	PM-1074-236
Tiras para la determinación de bilirrubina en orina, marca ICTOTEST	PM-1074-237
Tiras reactivas para la determinación de creatinina y albúmina en orina, marca MICROALBUSTIX ®	PM-1074-232
Tiras reactivas para análisis de orina (glucosa, bilirrubina, cetona, densidad, sangre, pH, proteínas, urobilinógeno, nitrito, leucocitos), marca MULTISTIX 10 SG	PM-1074-246
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR INSULIN	PM-1074-182
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR WASH 1	PM-1074-219
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CENTAUR WASH 3	PM-1074-160
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY BAYER TEST POINT ASSAYED CHEMISTRY	PM-1074-198



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

CONTROL 1	
Reactivo para la determinación cuantitativa de electrolitos en suero, plasma y orina en los sistemas ADVIA CHEMISTRY, marca ADVIA CHEMISTRY ISE INTERNAL SOLUTION	PM-1074-234
Reactivo solución de referencia para electrodo de referencia, marca ADVIA CHEMISTRY ISE REFERENCE SOLUTION	PM-1074-233
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY MULTI-DRUG URINE CONTROLS	PM-1074-196
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca ADVIA CHEMISTRY NEGATIVE-DRUG URINE CALIBRATOR	PM-1074-195
Reactivo de Diagnóstico de Uso In-Vitro, marca CAL HbA1c	PM-1074-206
Analizador de orina, automatizado, CLINITEK ATLAS URINE CHEMISTRY ANALYZER	PM-1074-150
Analizadores de orina semiautomáticos, marca CLINITEK ADVANTUS	PM-1074-229
Reactivos y calibradores, para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY CRP_2 PROTEÍNA C REACTIVA_2	PM-1074-131
Calibradores, para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY MICROALBÚMINA_2 (µALB_2) Calibradores	PM-1074-133
Reactivos para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY ANTIESTREPTOLISINA_2 (ASO_)	PM-1074-132
Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para la medición cuantitativa de Troponina I, marca IMMULITE TURBO TROPONIN I	PM-1074-146
Enzimoimmunoensayo para la medición cuantitativa de IgE alérgeno específica, marca IMMULITE 2000 3g ALLERGY SPECIFIC IgE UNIVERSAL KIT	PM-1074-156
1) y 2) Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para la medición cuantitativa de Osteocalcina, 3) Diluyente, 4) Controles, marca 1) IMMULITE OSTEOCALCIN, 2) IMMULITE 2000 OSTEOCALCIN, 3) DILUYENTE DE MUESTRA OSTEOCALCIN, 4) OSTEOCALCIN CONTROL MODULE	PM-1074-144
Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para la medición cuantitativa de HCG, marca IMMULITE TURBO HCG	PM-1074-145
Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para la medición cuantitativa de la proteína C - reactiva (CRP), marca 1) IMMULITE HIGH SENSITIVITY CRP, 2) IMMULITE 2000 HIGH SENSITIVITY CRP	PM-1074-148
1) y 2) Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para la medición cuantitativa de Péptido C y 3) Su diluyente, marca	PM-1074-149



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

1) IMMULITE C-PEPTIDE; 2) IMMULITE 2000 C-PEPTIDE, 3) DILUYENTE DE MUESTRA C-PEPTIDE	
1) Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para la medición cuantitativa de la subunidad β -HCG libre; 2) Controles, marca 1) IMMULITE FREE BETA HCG, 2) FREE BETA HCG CONTROL MODULE	PM-1074-159
Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para la medición cuantitativa de CK-MB, marca IMMULITE 2000 CK-MB	PM-1074-116
Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para la medición cuantitativa de Δ^4 -androstenediona, marca 1) IMMULITE ANDROSTENEDIONE, 2) IMMULITE 2000 ANDROSTENEDIONE	PM-1074-135
Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para medición cuantitativa de la PTH intacta, marca IMMULITE TURBO INTACT PTH	PM-1074-142
Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para la medición cuantitativa de CK-MB, marca IMMULITE TURBO CK-MB	PM-1074-143
Enzimoimmunoensayo quimioluminiscente para la medición cuantitativa de mioglobina, marca IMMULITE TURBO MYOGLOBIN	PM-1074-147
Sistema para el manejo de muestras para equipamiento analítico de laboratorio (muestreador), marca SMS, en su modelo SMS.	PM-1074-136
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca ALT (GPT) DIMENSION [®] ALALINE AMINOTRANSFERASE FLEX [®] REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-355
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) AHDL DIMENSION [®] AUTOMATED HDL CHOLESTEROL FLEX [®] REAGENT, 2) AHDL CAL DIMENSION [®] AHDL CALIBRATOR	PM-1074-351
Reactivos de control de calidad para analizadores automáticos de química clínica, marca ABS DIMENSION [®] ABSORBANCE TEST FLEX [®] REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-383
Reactivos y calibradores para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) CKMB DIMENSION [®] CREATINE KINASE MB ISOENZYME FLEX [®] REAGENT CARTRIDGE y 2) CKMB VERIFIER DIMENSION [®] CREATINE KINASE MB ISOENZYME VERIFIER	PM-1074-362
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca URCA DIMENSION [®] URIC ACID FLEX [®] REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-366
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica,	PM-1074-363

PS
↓

✓



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

marca CREA DIMENSION ® CREATININE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	
Calibradores para analizadores automáticos de química clínica, marca TP / ALB CAL DIMENSION ® TOTAL PROTEIN / ALBUMIN CALIBRATOR	PM-1074-379
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca DBIL DIMENSION ® DIRECT BILIRRUBIN FLEX ® CARTRIDGE	PM-1074-361
Calibradores para analizadores automáticos de química clínica, marca DIMENSION ® ENZYME VERIFIER	PM-1074-376
Reactivos para analizadores de química clínica, marca ALP DIMENSION ® ALKALINE PHOSPHATASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-364
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca LDH DIMENSION ® LACTIC DEHYDROGENASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-368
Calibradores para analizadores automáticos de química clínica, marca IRN/TIBC CAL DIMENSION ® CALIBRATOR	PM-1074-381
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca PHOS DIMENSION ® PHOSPHORUS FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-375
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca TGL DIMENSION ® TRIGLYCERIDES FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-352
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca CA DIMENSION ® CALCIUM FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-369
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca TBIL DIMENSION ® TOTAL BILIRUBIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-359
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca GLUC DIMENSION ® GLUCOSE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-382
Reactivos y calibradores para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) UCFP DIMENSION ® URINARY/CEREBROSPINAL FLUID PROTEIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE y 2) UCFP CAL DIMENSION ® URINARY/CEREBROSPINAL FLUID PROTEIN CALIBRATOR	PM-1074-370
Calibradores para analizadores automáticos de química clínica, marca CHEM II CAL DIMENSION ® CHEMISTRY II CALIBRATOR	PM-1074-378
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de	PM-1074-356



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

química clínica, marca 1) CHOL DIMENSION ® CHOLESTEROL FLEX ® REAGENT CARTRIDGE y 2) CHOL CAL DIMENSION ® CHOLESTEROL CALIBRATOR	
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca GLU DIMENSION ® GLUCOSE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-353
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca MG DIMENSION ® MAGNESIUM FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-373
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca IRN DIMENSION ® IRON FLEX REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-374
Calibradores para analizadores automáticos de química clínica, marca TBIL/DBIL CAL DIMENSION ® BILIRUBIN CALIBRATOR	PM-1074-380
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca AMY DIMENSION ® AMYLASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-354
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca ALB DIMENSION ® ALBUMIN FLEX ® CARTRIDGE REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-372
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca TP DIMENSION ® TOTAL PROTEIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-367
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca HA1C DIMENSION ® HEMOGLOBIN A1c KIT	PM-1074-358
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca AST (GOT) DIMENSION ® ASPARTATE AMINOTRANSFERASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-360
Calibradores para analizadores automáticos de química clínica, marca CHEM I CALIBRATOR DIMENSION ® CHEMISTRY I CALIBRATOR	PM-1074-377
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca BUN Dimension ® Urea Nitrogen Flex ® reagent cartridge	PM-1074-357
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) CK DIMENSION ® CREATINE KINASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE y 2) CK VERIFIER DIMENSION ® CREATINE KINASE VERIFIER	PM-1074-365
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca GGT DIMENSION ® γ-GLUTAMYL TRANSFERASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-371



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

Proteína C, marca PROTEIN C REAGENT	PM-1074-298
Dímeros-D, marca INNOVANCE D-DIMER	PM-1074-282
Plasma control valorado en el intervalo normal y patológico de Dímeros-D, marca INNOVANCE D-DIMER CONTROLS	PM-1074-307
Plasma deficitario en factor X de la coagulación, marca COAGULATION FACTOR x DEFICIENT PLASMA	PM-1074-288
Plasma control valorado en el intervalo normal, CONTROL PLASMA N	PM-1074-283
Plasma control valorado en el intervalo patológico, marca CONTROL PLASMA P	PM-1074-284
Dímeros-D, marca DADE DIMERTEST LATEX ASSAY	PM-1074-394
Actividad de heparina en plasma, marca BERICHROM HEPARIN	PM-1074-402
Solución de lavado para los analizadores de coagulación, marca WASHING SOLUTION FOR COAGULATION ANALYZERS	PM-1074-302
Antitrombina III, marca BERICHROM ANTITHROMBIN III (A)	PM-1074-296
Reactivo para el tiempo de veneno de víbora de Russel diluido, rico en fosfolípidos para la corrección específica del anticoagulante lúpico, marca LA 2 CONFIRMATION REAGENT	PM-1074-390
Plasma deficitario en factor XI de coagulación humana, marca COAGULATION FACTOR XI DEFICIENT PLASMA	PM-1074-291
Proteína S, marca PROTEIN S Ac	PM-1074-299
Plasma deficitario en factor VIII de la coagulación humana, marca COAGULATION FACTOR VIII DEFICIENT PLASMA	PM-1074-289
Plasma control normal para la coagulación, marca DADE CI-TROL COAGULATION CONTROL LEVEL 1	PM-1074-395
Plasma control anormal para coagulación, marca DADE CI-TROL COAGULATION CONTROL LEVEL 2	PM-1074-396
Plasma control en el rango anormal más alto para coagulación, marca DADE CI-TROL COAGULATION CONTROL LEVEL 3	PM-1074-397
Plasma deficitario en factor XII de la coagulación humana, marca COAGULATION FACTOR XII DEFICIENT PLASMA	PM-1074-292
Reactivo para el tiempo de veneno de víbora de Russel diluido, rico en fosfolípidos para la corrección específica del anticoagulante lúpico, marca LA 1 CONFIRMATION REAGENT	PM-1074-398
LA 2 Confirmation Reagent	PM-1074-399
Plasma de control de calidad de anticoagulante lúpico (nivel bajo), marca LA CONTROL LOW	PM-1074-400



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

Plasma de control de calidad de anticoagulante lúpico (nivel alto), marca LA CONTROL HIGH	PM-1074-401
Plasma deficitario en factor VI de la coagulación humana, marca COAGULATION FACTOR VII DEFICIENT PLASMA	PM-1074-287
Tiempo de trombina, marca TEST THROMBIN REAGENT	PM-1074-295
Plasma deficitario en factor XI de la coagulación humana, marca COAGULATION FACTOR IX DEFICIENT PLASMA	PM-1074-290
Proteína C, marca BERICHROM PROTEIN C	PM-1074-297
Tiempo de trombotastina parcial activado (aPTT), marca DADE ACTIN FSL ACTIVATED PTT REAGENT	PM-1074-294
Antígeno del factor de von Willebrand, marca vWF Ag	PM-1074-409
Cofactor ristocetina del factor de von Willebrand, marca VON WILLEBRAND REAGENT	PM-1074-408
Cofactor ristocetina del factor von Willebrand, marca BC VON WILLEBRAND REAGENT	PM-1074-407
Plasma deficitario en factor II de la coagulación humana, marca COAGULATION FACTOR II DEFICIENT PLASMA	PM-1074-285
Actividad de fibrinógeno en plasma, marca MULTIFIBREN U	PM-1074-403
Calibradores para fibrinógeno (niveles 1 a 6), marca FIBRINOGEN CALIBRATOR KIT	PM-1074-404
Suspensión de caolín, marca KAOLIN SUSPENSION	PM-1074-405
Solución de cloruro de calcio, marca CLACIUM CHLORIDE SOLUTION	PM-1074-406
Trombotastina, marca DADE INNOVIN	PM-1074-277
Plasma estándar humano, marca STANDARD HUMAN PLASMA	PM-1074-278
Test de coagulación para la determinación de la capacidad anticoagulante del sistema de proteína C	PM-1074-280
Plasma control en el rango patológico para los tests de línea ProC, marca ProC CONTROL PLASMA	PM-1074-281
Tiempo de cefalina o tiempo de trombotastina parcial activado, marca DADE ACTIN ACTIVATED CEPHALOPLASTIN REAGENT	PM-1074-393
Tempo de trombotastina parcial activado (APTT), marca PATHROMTIN SL	PM-1074-279
Dímeros D, marca D-DIMER PLUS	PM-1074-303
Plasma estándar para la determinación de dímeros-D, marca D-DIMER PLUS STANDARD PLASMA	PM-1074-304
Plasma control nivel patológico inferior para dímeros-D, marca D-DIMER CONTROL PLASMA I	PM-1074-305
Plasma control nivel patológico superior para dímeros-D,	PM-1074-306

DES
\$



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

marca D-DIMER CONTROL PLASMA II	
Plasma deficitario en factor V de la coagulación humana, marca COAGULATION FACTOR V DEFICIENT PLASMA	PM-1074-293
Factor XIII de la coagulación, marca BERICHROM FACTOR XIII	PM-1074-301
Tampón veronal owren, marca DADE CA SYSTEM BUFFER	PM-1074-286
Inhibidor del activador del plasminógeno, marca BERICHROM PAI	PM-1074-300
Tromboplastina cálcica humana, marca THROMBOREL S	PM-1074-276
Reactivos, para la proteína C reactiva, marca CARDIOPHASE ® hsCRP	PM-1074-274
Reactivos, para química clínica, marca CLEANER SCS	PM-1074-331
Reactivos, para química clínica, marca N REACTIVO SUPLEMENTARIO L	PM-1074-329
Reactivos, para calibración, de química clínica, marca N ESTÁNDAR REUMATOLOGÍA SL	PM-1074-199
Reactivos, para inmunoglobulina A, marca N LÁTEX IGA	PM-1074-253
Reactivos, para control de calidad, de química clínica, marca N/T CONTROL REUMATOLOGÍA SL/1	PM-1074-215
Reactivos, para química clínica, marca N TAMPÓN DE REACCIÓN PARA NEFELOMETRÍA	PM-1074-324
Reactivos, para control de calidad, de química clínica, marca N/T CONTROL PROTEÍNAS LC	PM-1074-326
Reactivos, para control de calidad, de química clínica, marca N/T CONTROL REUMATOLOGÍA SL/2	PM-1074-335
Reactivos, para inmunoglobulina E, marca N LÁTEX IGE MONO	PM-1074-320
Reactivos, para química clínica, marca N LÁTEX HCY	PM-1074-319
Reactivos, para el control de calidad, de química clínica, marca N/T CONTROL DE PROTEÍNAS SL/M	PM-1074-318
Reactivos, para el control de calidad, de química clínica, marca N/T CONTROL DE PROTEÍNAS SL/H	PM-1074-321
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) RCRP DIMENSION ® C-REACTIVE PROTEIN EXTENDED RANGE (RCRP) FLEX ® REAGENT CARTRIDGE y 2) RCRP CAL DIMENSION ® REVISED C-REACTIVE PRÓTEIN CALIBRATOR	PM-1074-446
Reactivos, para inmunoglobulina A, marca N ANTISUERO CONTRO IgA-HUMANA (CADENA α)	PM-1074-275
Reactivos, para el control de calidad, de química clínica, marca N/T CONTROL DE PROTEÍNAS SL/L	PM-1074-317

ES
\$20

7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

=12712

Reactivos, para química clínica, marca N ANTISUERO CONTRA C4 HUMANO	PM-1074-178
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca LHCG DIMENSION ® HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-440
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) CCRP DIMENSION ® CARDIOPHASE ® HIGH SENSITIVITY CRP FLEX REAGENT CARTRIDGE y 2) CCRP CAL DIMENSION ® CARDIOPHASE ® HIGH SENSITIVITY C9REACTIVE PROTEIN CALIBRATOR	PM-1074-429
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca IGG DIMENSIÓN ® INMUNOGLUBULIN G FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-437
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca TSH DIMENSION ® THYROID STIMULATING HORMONE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-450
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) MYO DIMENSION ® MYOGLOBIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE y 2) MYO CAL DIMENSION ® MYOGLOBIN CALIBRATOR	PM-1074-444
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) T3 DIMENSION ® TOTAL TRIIODOTHYRONINE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE y 2) T3 DIMENSION ® TOTAL TRIIODOTHYRONINE CALIBRATOR	PM-1074-447
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) MALB DIMENSION ® MICROALBUMIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE y 2) MALB CAL DIMENSION ® MICROALBUMIN CALIBRATOR	PM-1074-443
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) N LÁTEX FLC KAPPA y 2) N LÁTEX FLC LAMBDA, 3) N FLC SUPPLEMENTARY REAGEN, 4) N FLC STANDARD SL, 5) N FLC CONTROL SL1 Y N FLC CONTROL SL2 y 6) N DILUENT	PM-1074-551
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) LIP DIMENSION ® LIPASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE y 2) LIP CAL DIMENSIÓN ® LIPASE CALIBRATOR	PM-1074-441
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) PCHE DIMENSION ® PSEUDOCHELINESTERASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) PCHE-V DIMENSION ® PSEUDOCHELINESTERASE VERIFIER	PM-1074-445

Handwritten signature

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca ALDL DIMENSION ® AUTOMATED LDL FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) ALDL CAL DIMENSION ® AUTOMATED LDL CALIBRATOR	PM-1074-426
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) T4 DIMENSION ® THYROXINE FLEX ® REAGENCY CARTRIDGE; 2) T4 CAL DIMENSION ® THYROXINE CALIBRATOR	PM-1074-448
Reactivos de coagulación, marca BC THROMBIN REAGENT	PM-1074-418
Reactivos para usar con el instrumento DADE PFA-100 para estudios de adhesión y agregación plaquetaria, marca 1) DADE PFA COLLAGEN /EPI TEST CARTRIDGE, 2) DADE PFA COLLAGEN/ADP TEST CARTRIDGE	PM-1074-425
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) CRP DIMENSION ® C REACTIVE PROTEIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE, 2) CRP CAL DIMENSION ® C-REACTIVE PROTEIN CALIBATOR	PM-1074-430
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) FERR DIMENSION ® FERRITIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) FERR CAL DIMENSION ® FERRITIN CALIBRATOR	PM-1074-432
Controles bajo y alto para usar con el ensayo BERICHROM HEPARIN (heparina no fraccionada), marca 1) BERICHROM HEPARIN UF CALIBRATOR; 2) BERICHROM HEPARIN UF CONTROL 1; 3) BERICHROM HEPARIN UF CONTROL 2	PM-1074-421
Calibrador y controles bajo y alto para usar con el ensayo BERICHROM HEPARIN (heparina de bajo peso molecular), marca 1) BERICHROM HEPARIN LMW CALIBRATOR; 2) BERICHROM HEPARIN LMW CONTROL 1; 3) BERICHROM HEPARIN LMW CONTROL 2	PM-1074-419
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca C4 DIMENSION ® COMPLEMENT C4 FLEX ® FLEX REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-428
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca C3 DIMENSION ® COMPLEMENT C3 FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-427
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca IGA DIMENSION ® INMUNOGLOBULIN A FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-436
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca TRNF DIMENSION ® TRANSFERRIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-449

Handwritten signature/initials

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

Reactivo para la determinación del fragmento F 1+2 de protrombina, marca EZYGNOST F 1+2 (MONOCLONAL)	PM-1074-165
Kit para validación de equipos BCS y BCT, marca BC VALIDATION KIT	PM-1074-205
Multicalibrador para tiempo de protrombina, marca PT-MULTI CALIBRATOR	PM-1074-214
Soluciones de referencia para uso en los sistemas BEP ®, marca SOLUCIONES DE REFERENCIA PARA LA VALIDACIÓN DEL BEP ®	PM-1074-162
Reactivo para la determinación de Transferrina deficiente en carbohidratos, marca N LÁTEX CDT	PM-1074-164
Reactivos para determinación de IgG3 y IgG4, marca 1) N LÁTEX IgG3; 2) N LÁTEX IgG4	PM-1074-168
N Latex ASL	PM-1074-434
Reactivos para la determinación de factores reumatoides, marca N LÁTEX RF KIT	PM-1074-460
Reactivos para la determinación cuantitativa del pro-péptido natriurético cerebral N-terminal, marca 1) PBNP - CARTUCHO DE REACTIVOS FLEX ® DE PRO-PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL N-TERMINAL; 2) PBNP-C, CALIBRADOR DE PRO-PÉPTIDO NATRIURÉTICO CEREBRAL N-TERMINAL	PM-1074-163
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) IBCT DIMENSION ® TOTAL IRON BINDING CAPACITY (IBCT) FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) IBCT CAL DIMENSION ® TOTAL IRON BINDING CAPACITY (IBCT) CALIBRATOR	PM-1074-435
Reactivos y calibradores, para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) IGM DIMENSION ® IMMUNOGLOBULIN M FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) SP CAL DIMENSION ® SPECIAL PROTEIN CALIBRATOR	PM-1074-438
Reactivos y calibradores, para inmunodiagnóstico en analizadores automáticos, marca reactivos: ADVIA CENTAUR FT4, calibradores: CALIBRADOR A, material curva maestra: FT4 MCM	PM-1074-340
Reactivos y calibradores, para inmunodiagnóstico en analizadores automáticos, marca reactivos: ADVIA CENTAUR T3, material curva maestra: T3 MCM	PM-1074-343
Reactivos para inmunodiagnóstico en analizadores automáticos, marca IMMULITE / IMMULITE 1000 FREE T4 / IMMULITE 200 FREE T4	PM-1074-342
Reactivo para hematología en analizadores hematológicos,	PM-1074-345



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12712

marca ADVIA CN FREE CBC TIMEPAC	
Reactivos para tinciones de portaobjetos para hematología, marca 1) AUTOSLIDE RINSE; 2) AUTOSLIDE WRIGHT-GIEMSA STAIN; 3) AUTOSLIDE WRIGHT-GIEMSA BUFFER; 4) AUTOSLIDE MODIFIED WRIGHT'S STAIN; 5) AUTOSLIDE MODIFIED WRIGHT'S BUFFER; 6) AUTOSLIDE GIEMSA STAIN; 7) AUTOSLIDE MAY-GRUNWALD GIEMSA STAIN y 8) AUTOSLIDE MAY-GRUNWALD GIEMSA BUFFER	PM-1074-344
Reactivos para la detección cualitativa de anti-HAV total, marca IMMULITE 2000 ANTI-HAV IgM (x 200 test y x 600 tests)	PM-1074-309
Reactivos para la detección cualitativa de anti-CMV IgM, marca IMMULITE / IMMULITE 1000 CMV IgM / IMMULITE 200 CMV IgM	PM-1074-310
Reactivos para la detección cualitativa de anti-HAV total, marca IMMULITE 2000 ANTI-HAV	PM-1074-308
Reactivos para el péptido pro-natriurético cerebral (NT-proBNP), marca 1) IMMULITE / IMMULITE 1000 SAMPLE DILUENT NT-proBNP; 2) IMMULITE / IMMULITE 1000 TURBO NT-proBNP; 3) IMMULITE 2000 NT-proBNP; 4) IMMULITE 2000 SAMPLE DILUENT NT-proBNP; 5) IMMULITE CONTROL NT-proBNP/ MÓDULO CONTROL DE IMMULITE NT-proBNP	PM-1074-312
Material para el control de calidad de ferritina, marca IMMULITE CONTROL FERRITIN/ MÓDULO CONTROL DE IMMULITE FERRITINA	PM-1074-433
Reactivos para dímero-D, marca 1) IMMULITE 2000 D-DIMER ; 2) IMMULITE CONTROL D-DIMER / MÓDULO CONTROL DE IMMULITE D-DIMER; 3) IMMULITE TURBO D-DIMER	PM-1074-314
Material de control de calidad de gastrina, marca IMMULITE CONTROL GASTRIN / MÓDULO CONTROL DE IMMULITE GASTRINA	PM-1074-431
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca ADVIA CENTAUR TSH3-ULTRA	PM-1074-346
Reactivos para la determinación de hemoglobina A1c, marca 1) ADVIA CHEMISTRY HEMOGLOBIN A1c (Método de Pretratamiento Manual y Método de Pretratamiento Automatizado); 2) CAL HbA1c / A1c CAL	PM-1074-313
Reactivos para proteína C reactiva, marca 1) ADVIA CHEMISTRY hsCRP / Reactivos para CARDIOPHASE hsPCR; 2) ADVIA CHEMISTRY hsCRP CALIBRATOR / Calibradores	PM-1074-311

es
H



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

para CARDIOPHASE hsPCR	
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca MBI DIMENSION ® CREATINE KINASE MB ® REAGENT CARTRIDGE ®	PM-1074-348
Reactivos y calibradores para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) CKI DIMENSION ® CREATININE KINASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE ®; 2) CKI-MBI CAL DIEMENSION ® CKI/MBI CALIBRATOR	PM-1074-347
Solución de limpieza de las sondas en los sistemas IMMULITE, marca 1) IMMULITE 2000 PROBE CLEANING KIT; 2) IMMULITE PROBE CLEANING KIT	PM-1074-315
Módulo de lavado de las sondas en los sistemas IMMULTE, marca 1) IMMULITE 2000 PROBE WASH MODULE; 2) IMMULITE PROBE WASH MODULE	PM-1074-316
Prueba de screening basada en el veneno de la serpiente de Russel, para determinar la resistencia a la potencia C activada que puede ser causada por el defecto genético del Factor V (Leiden), marca ProC ® Ac R	PM-1074-333
Reactivo para creatinina, marca ADVIA CHEMISTRY ENZIMATIC CREATININE 2	PM-1074-349
Reactivo para cistatina C, marca 1) ADVIA CHEMISTRY CISTATIN C; 2) ADVIA CHEMISTRY CISTATIN C CALIBRATOR	PM-1074-350
Reactivo para IgG ₄ alérgeno específica, marca IMMULITE 2000 ALLERGEN-SPECIFIC IgG ₄	PM-1074-410
Reactivo para IgG alérgeno específica, marca IMMULITE 2000 ALLERGEN-SPECIFIC IGG	PM-1074-411
Reactivo para alanina-aminotransferasa, concentrado, marca ADVIA CHEMISTRY ALT Concentrated (ALT_c)	PM-1074-415
Reactivo de piridoxal-5'-fosfato, concentrado, marca ADVIA CHEMISTRY P5P Concentrated (P5P_c)	PM-1074-475
Reactivo para aspartato-aminotransferasa, concentrado, marca ADVIA CHEMISTRY AST Concentrated (AST_c)	PM-1074-416
Reactivo para calcio, concentrado, marca ADVIA CHEMISTRY CALCIUM_2 Concentrated (CA_2c)	PM-1074-417
Reactivo para creatinina, concentrado, marca ADVIA CHEMISTRY CREATININE Concentrated (CRE_2c)	PM-1074-420
Reactivo para fósforo inorgánico, concentrado, marca ADVIA CHEMISTRY INORGANIC PHOSPHORUS Concentrated (IP_c)	PM-1074-422
Reactivo para magnesio, concentrado, marca ADVIA CHEMISTRY MAGNESIUM Concentrated (MG_c)	PM-1074-439

LES
R

↗



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12712

Reactivo para calcio, concentrado, marca ADVIA CHEMISTRY CALCIUM Concentrated (CA_c)	PM-1074-442
Reactivo para anticuerpos IgM frente al antígeno de la cápside viral del virus Epstein-Barr (VCA), marca IMMULITE 2000 EBV-VCA IgM	PM-1074-414
Reactivo para anticuerpos IgG frente al antígeno de la cápside viral del virus Epstein-Barr (VCA), marca IMMULITE 2000 EBV-VCA IgG	PM-1074-413
Reactivo para anticuerpos IgG frente al antígeno de la nuclear del virus Epstein-Barr (EBNA), marca IMMULITE 2000 EBV-EBNA IgG	PM-1074-412
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) EMIT II PLUS ECSTASY ASSAY; 2) EMIT II PLUS II ECSTASY CALIBRATORS/CONTROL LEVEL 1, 2, 3, 4; 3) EMIT CALIBRADOR/CONTROLS LEVEL 0, 1, 2, 3, 4, 5.	PM-1074-461
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca EXTC DIMENSION ® URINE ECSTASY SCREEN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-451
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) IRON DIMENSION ® IRON FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) IRON CAL DIEMENSION ® IRON CALIBRATOR	PM-1074-452
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) LIPL DIMENSION ® LIPASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) LIPL CAL DIEMENSION ® LIPASE CALIBRATOR	PM-1074-455
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) LDI DIMENSION ® LACTATE DEHYDROGENASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) ENZ I CAL DIEMENSION ® ENZYME I CALIBRATOR	PM-1074-453
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca LPBN DIMENSION ® N-TERMINAL PRO-BRAIN NATRIURETIC PEPTID FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-456
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) PBNP DIMENSION® N-Terminal PRO-BRAIN NATRIURETIC PEPTID FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) PBNP CAL DIEMENSION ® N-Terminal PRO-BRAIN NATRIURETIC PEPTID CALIBRATOR	PM-1074-459
Reactivo para estriol no conjugado (libre), marca IMMULITE 2000 UNCONJUGATED ESTRIOL	PM-1074-473
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca METH DIMENSION ® URINE METHADONE SCREEN	PM-1074-491

es
1

→



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 ANMAT

-12712

FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca OPI DIMENSION ® URINE OPIATE SCREEN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-468
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca COC DIMENSION ® URINE COCAINE METABOLITE SCREEN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-467
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca TBI DIMENSION ® TOTAL BILIRUBIN SCREEN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-492
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca BENZ DIMENSION ® URINE BENZODIAZEPINE SCREEN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-466
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) DBI DIMENSION® DIRECT BILIRUBIN SCREEN FLEX® REAGENT CARTRIDGE; 2) DBI/TDI CAL DIMENSION® BILIRUBIN CALIBRATOR	PM-1074-493
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) MPO DIMENSION ® MIELOPEROXIDASEFLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) MPO CAL DIMENSION ® MIELOPEROXIDASE CALIBRATOR; 3) MPO CONTROL DIMENSION ® MIELOPEROXIDASE CONTROL	PM-1074-457
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca THC DIMENSION® URINE CANNABINOIDS SCREEN FLEX® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-469
Reactivo para colesterol, marca ADVIA CHEMISTRY CHOLESTEROL 2	PM-1074-477
Reactivos para receptor de interleukina 2 (IL2R), marca 1) IMMULITE / IMMULITE 1000 IL-2R; 2) IMMULITE 2000 IL-2R; 3) CONTROL CYTOKINE	PM-1074-472
Reactivo para colesterol, marca ADVIA CHEMISTRY CONCENTRATED CHOLESTEROL (CHOL_c)	PM-1074-478
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca TBI DIMENSION ® DIRECT BILIRUBIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-489
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca AMPH DIMENSION ® URINE AMPHETAMINE/METAMPHETAMINE SCREEN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-464

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca PCP DIMENSION ® URINE PHENCYCLIDINE SCREEN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-463
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) ADVIA CENTAUR CORTISOL; 2) CALIBRADOR E	PM-1074-495
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca BARB DIMENSION ® URINE BARBITURATE SCREEN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-465
Buffer Veronal de Owren, marca DADE OWREN'S VERONAL BUFFER	PM-1074-479
Reactivo para amoníaco, marca ADVIA CHEMISTRY AMMONIA	PM-1074-470
Reactivos para SHBG (Globulina transportadora de hormonas sexuales), marca 1) IMMULITE/ IMMULITE 1000 SHBG; 2) IMMULITE 2000 SHBG; 3) CONTROLS SHBG	PM-1074-471
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca ADVIA CEANTAUR DHEAS	PM-1074-497
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) ADVIA CENTAUR BRAHMS PROCALCITONIN PCT y 2) ADVIA CENTAUR BRAHMS PROCALCITONIN PCT CONTROLS 1 & 2	PM-1074-498
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) ETOH DIMENSION ® ALCOHOL FLEX ® REAGENT CARTRIDGE y 2) ALC/ETOH CAL DIEMENSION ® ALCOHOL CALIBRATOR	PM-1074-494
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) PALB DIMENSION ® PREALBUMIN FLEX ® REAGENT CARTRIDGE y 2) PALB CAL DIEMENSION ® PREALBUMIN CALIBRATOR	PM-1074-490
Diluyente de muestra, marca INNOVANCE D-DIMER SAMPLE DILUENT	PM-1074-482
Antitrombina, marca INNOVANCE ANTITHROMBIN	PM-1074-474
Reactivos para interleukina 6 (IL-6), marca IMMULITE 2000 IL-6	PM-1074-486
Plasma control, marca 1) DADE CI - TROL 1, 2) DADE CI - TROL 2 y 3) DADE CI - TROL3	PM-1074-483
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca ADVIA CENTAUR INSULIN	PM-1074-499
1) IMMULITE / IMMULITE 1000 GRH- Growth Hormone (Recombinant 98/574); 2) IMMULITE 2000 GRH - Growth	PM-1074-480

Handwritten initials/signature

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12712

Hormone (Recombinant 98/574)	
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca ADVIA CENTAUR C-PEPTIDE	PM-1074-500
Reactivo para la inhibición del receptor plaquetario P2Y12 del ADP, marca INNOVANCE PFA P2Y	PM-1074-488
Reactivo para etanol, marca ADVIA CHEMISTRY ETHANOL_2	PM-1074-458
Reactivo para generación de trombina endógena, marca 1) INNOVANCE ETP; 2) INNOVANCE ETP STANDARD	PM-1074-487
Reactivos y calibradores en analizadores automáticos, marca 1) ADVIA CENTAUR eE2; 2) Calibrador 30 (eE2); 3) eE2 DILUENT	PM-1074-454
Analizador de electrolitos, marca RAPIDCHERM 744 ANALYZER / RAPIDCHERM 754 ANALYZER y ACCESORIOS	PM-1074-513
Sistema analizador de HbA1c en sangre y albúmina, creatinina y proporción albúmina/creatinina en orina, marca 1) DCA Vantage Analyzer; 2) DCA Systems Hemoglobin A1c; 3) DCA Systems Microalbumin/Creatinime	PM-1074-514
Analizador de gases y electrolitos, marca RAPIDPOINT 340 SYSTEM / RAPIDPOINT 350 SYSTEM / ACCESORIOS	PM-1074-515
Analizador de gases, marca 248 BLOOD GAS ANALYZER / 348 BLOOD GAS ANALYZER / ACCESORIOS	PM-1074-516
Reactivos para estriol no conjugado, marca MMULITE/IMMULITE 1000 UNCONJUGATED ESTRIOL	PM-1074-512
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) DIMENSION IMT PROBE CLEANER; 2) DIMENSION REAGENTS PROBE CLEANER; 3) DIMENSION SAMPLE PROBE CLEANER; 4) DIMENSION @ CHEMISTRY WASH	PM-1074-503
Analizadores de sangre entera, gas/pH/electrolito, marca Sistemas: RAPIDLAB 1200 SERIES, en sus modelos: RAPIDLAB 1240 (05060298), RAPIDLAB 1245 (05061537), RAPIDLAB 1260 (05062460), RAPIDLAB 1265 (05063769) Reactivos accesorios: 1) CO-OX SC Cart. Packed, 2) pCO2 READY SENSOR, 3) pO2 READY SENSOR, 4) REFERENCE SENSOR, 5) Cl- READY SENSOR, 6) WASH CARTRIDGE, 7) REAGENT CARTRIDGE, 8) AUTOMATIC QC CARTRIDGE, 9) CONDITIONER 5 PAK, 10) Ca++ READY SENSOR, 11) Na+ READY SENSOR, 12) pH READY SENSOR, 13) K+ READY SENSOR, 14) pH SENSOR FILL SOLUTION, 15) Na/K/Ca/Cl FILL SOLUTION, 16) DEPROTEINIZER PACK 10 UDC, 17) REFERENCE SENSOR FILL SOLUTION, 18) REFERENCE	PM-1074-504

Handwritten initials/signature

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

ELECTRODE REFILL, 19) REFERENCE ELECTRODE INNER & KCL, 20) SAMPLE GROUND/TEMPERATURE SENSOR, 21) BILIRRUBINA NEONATAL (nBili) PARA LOS MODELOS RAPIDLAB 1245 Y RAPIDLAB 1265	
Analizadores de orina semiautomáticos, marca Sistemas: 1) CLINITEK STATUS; 2) CLINITEK STATUS + ANALYZER; 3)CLINITEK STATUS CONNECT SYSTEM Reactivos Accesorios: 1) MULTISTIX 10 SG REAGENT STRIPS; 2) CLINITEK MICROALBUMIN 2	PM-1074-505
Reactivos, para analizadores químicos automáticos, marca HB1c DIMENSION ® HEMOGLOBIN A1c KIT	PM-1074-507
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) ADVIA CENTAUR ThCG; 2) CALIBRATOR B	PM-1074-509
Reactivos, para analizadores químicos automáticos, marca ADVIA CENTAUR TOXOPLASMA G	PM-1074-530
Reactivos para la coagulación, marca 1) CA CLEAN I; 2) CA CLEAN II Y 3) CA CAL S	PM-1074-506
Reactivos, para analizadores químicos automáticos, marca 1) ADVIA CENTAUR SHBG; 2) SHBG LOW & HIGH CALIBRATOR	PM-1074-508
Reactivos para eritropoyetina, marca 1) IMMULITE / IMMULITE 1000 EPO; 2) IMMULITE 2000 EPO; 3) IMMULITE CONTROL EPO; 4) IMMULITE SAMPLE DILUENT EPO	PM-1074-517
Reactivos y calibradores en analizadores automáticos, marca ADVIA CENTAUR TOXOPLASMA M	PM-1074-531
Reactivos, para analizadores químicos automáticos, marca 1) ADVIA CENTAUR RUBELLA G; 2) ADVIA CENTAUR RUBELLA G QUALITY CONTROL MATERIAL	PM-1074-532
Reactivos, para analizadores químicos automáticos, marca 1) ADVIA CENTAUR RUBELLA M; 2) ADVIA CENATUR RUBELLA M QUALITY CONTROL MATERIAL	PM-1074-533
Analizador de coagulación, marca 1) AUTOMATED BLOOD COAGULATION ANALYZER CS-2000i; 2) AUTOMATED BLOOD COAGULATION ANALYZER CS-2100i	PM-1074-518
Reactivo para glucosa, marca ADVIA CHEMISTRY GLUCOSE HEXOKINASE_3	PM-1074-520
Analizador de la función plaquetaria, marca INNOVANCE PFA-200 SYSTEM	PM-1074-519
Reactivo para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) ADVIA CENTAUR iPTH; 2) iPTH Calibrator; 3) ADVIA CENTAUR iPTH 1,2,3 Quality Control Material	PM-1074-462



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

-12712

Reactivos para analizadores químicos automáticos, marca ENZYGNOST ANTI-RUBELLA-VIRUS/IgM	PM-1074-535
Reactivos para analizadores químicos automáticos, marca ENZYGNOST ANTI-RUBELLA-VIRUS/IgG	PM-1074-536
Reactivos para analizadores químicos automáticos, marca ENZYGNOST ANTI-MEASLES-VIRUS/IgM	PM-1074-538
Reactivos para analizadores químicos automáticos, marca ENZYGNOST ANTI-MEASLES-VIRUS/IgM	PM-1074-537
Reactivos para analizadores químicos automáticos, marca 1) ADVIA CENTAUR Total IgE; 2) ADVIA CENTAUR TOTAL IgE DILUENT y 3) CALIBRATOR 80	PM-1074-540
Reactivo para analizadores automáticos de química clínica, marca INNOVANCE VWF Ac	P,-1074-539
Reactivos para hormona de crecimiento (Recombinante 98/574), marca IMMULITE / IMMULITE 1000 GRH - GROWTH HORMONE (Recombinant 98/574); IMMULITE 2000 GRH - GROWTH HORMONE (Recombinant 98/574)	PM-1074-480
1) APOLIPOPROTEIN A-1; 2) APO-A1/APO-B/HDL Cal	PM-1074-541
APOLIPOPROTEIN B	PM-1074-542
1) HEPTAGLOBIN; 2) Plasma proteins Cal 3x	PM-1074-543
1) ASO Látex Autom; 2) ASO Calibrator	PM-1074-544
1) Lp(a) Ultra; 2) Lp(a) Cal Set	PM-1074-545
1) RF Látex Autom NG; 2) RF Cal Set	PM-1074-546
Alpha 1 - acid glycoprotein	PM-1074-547
Sistema analizador por nefelometría, automático, marca Sistema BN ProSpec ®	PM-1074-562
Reactivos para química clínica, marca 1) ALPI DIMENSION ® ALKALIN PHOSPHATASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) ALPI CAL DIMENSION ® ALKALINE PHOSPHATASE CALIBRATOR	PM-1074-569
Reactivos para química clínica, marca 1) ALTI DIMENSION ® ALANINE AMINOTRANSFERASE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE; 2) ENZ II DIMENSION ® ENZYME II CALIBRATOR	PM-1074-570
Reactivos para analizadores químicos automáticos, marca IMMULITE 2000 Anti-CCP IgG	PM-1074-556



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

Reactivos para analizadores químicos automáticos, marca 1) IMMULITE 1000 PROGESTERONE; 2) IMMULITE SAMPLE DILUENT PROGESTERONE	PM-1074-557
Reactivos para analizadores químicos automáticos, marca ADVIA CHEMISTRY ® TOTAL BINDING CAPACITY (TIBC)	PM-1074-554
Reactivos para analizadores químicos automáticos, marca 1) ADVIA CHEMISTRY ® A1c_3 REAGENT ; 2) ADVIA CHEMISTRY ® A1c_3 CALIBRATOR; 3) ADVIA CHEMISTRY ® HEMOGLOBIN DENATURANT REAGENT	PM-1074-553
Reactivos, para analizadores químicos automáticos, marca CHK DIMENSION ® CHK FLEX ® REAGENT CARTDRIDGE	PM-1074-552
1) ADVIA Centaur aTPO; 2) ADVIA CENTAUR Calibrator 0 (aTPO); 3) ADVIA CENTAUR anti-TPO 1,2 QC Material	PM-1074-548
1) ADVIA Centaur aTG; 2) ADVIA CENTUR Calibrator 1 (aTG); 3) ADVIA CENTAUR anti-TG 1,2 QC Material	PM-1074-549
Reactivo para drogas de abuso, marca ADVIA CHEMISTRY BARBITURATE_2 (BARB_2)	PM-1074-578
Reactivo para drogas de abuso, marca ADVIA CHEMISTRY BENZODIAZEPINE_2 (BENZ_2)	PM-1074-579
Reactivos para drogas de abuso, marca ADVIA CHEMISTRY COCAINE METABOLITE_2 (COCA_2)	PM-1074-571
Reactivos para drogas de abuso, marca ADVIA CHEMISTRY METHADONE_2 (MDN_2)	PM-1074-585
Reactivos para drogas de abuso, marca ADVIA CHEMISTRY PROPOXYPHENE_2 (PPX_2)	PM-1074-586
Reactivos para drogas de abuso, marca ADVIA CHEMISTRY PHENCYCLIDINE_2 (PCP_2)	PM-1074-587
Reactivos para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY LIQUID SPECIFIC PROTEIN CALIBRATOR	PM-1074-583
Reactivos, para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY GLUCOSE HEXOKINASE_3 CONCENTRATED (GlucH_c)	PM-1074-575
Reactivos para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY TRIGLYCERIDES_2 (TRIG_2)	PM-1074-576

Handwritten signature/initials

Handwritten mark



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

Reactivos para drogas de abuso, marca ADVIA CHEMISTRY AMPHETAMINES_2 (AMPH_2)	PM-1074-577
Reactivos para drogas de abuso, marca ADVIA CHEMISTRY CANNABINOID_2 (THC_2)	PM-1074-572
Reactivos para química clínica, marca 1) ADVIA CHEMISTRY LIPOPROTEIN (a) (LPA) y 2) ADVIA CHEMISTRY LIPOPROTEIN (a) CALIBRATOR	PM-1074-574
Reactivos para drogas de abuso, marca ADVIA CHEMISTRY ECTASY	PM-1074-584
Reactivos para drogas de abuso, marca ADVIA CHEMISTRY OPIATE_2 (OP_2)	PM-1074-580
Reactivos para química clínica, marca AMM DIMENSION® AMMONIA FLEX REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-568
Calibrador de química clínica, marca CHEM III DIMENSION® CHEMISTRY III CALIBRATOR	PM-1074-567
Reactivos para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY UREA NITROGEN CONCENTRATED (UN_c)	PM-1074-592
Reactivos para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY URIC ACID CONCENTRATED (UA_c)	PM-1074-593
Reactivos para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY ALBUMIN, CONCENTRATED REAGENTS (ALB_c)	PM-1074-588
Reactivos, de glicoproteína alfa-1-ácida, marca ADVIA CHEMISTRY α1 - ACID GLYCOPROTEIN	PM-1074-582
Reactivos para química clínica, marca 1) ADVIA CHEMISTRY MYOGLOBIN ASSAY (MYO) y 2) ADVIA CHEMISTRY MYOGLOBIN CALIBRATOR	PM-1074-581
Reactivos para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY GLUCOSE OXIDASE CONCENTRATED (GLUO_c)	PM-1074-590
Reactivos para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY ALKALINE PHOSPHATASE, CONCENTRATED REAGENTS (ALPA_c)	PM-1074-589
Reactivos para química clínica, marca CHEMISTRY CALIBRATOR	PM-1074-595
Reactivos para química clínica, marca ADVIA CHEMISTRY TOTAL PROTEIN II CONCENTRATED (TP_c)	PM-1074-591
Reactivos para química clínica, marca 1) ADVIA CHEMISTRY FRUCTOSAMINE REAGENT; 2) ADVIA CHEMISTRY FRUCTOSAMINE CALIBRATOR	PM-1074-573
ADVIA Chemistry Glucose Hexokinase _3 (GLUH_3)	PM-1074-594
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca 1) ADVIA CENTAUR VITAMIN D TOTAL READYPACK	PM-1074-501



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12712

2) ADVIA CENTAUR VITAMIN D TOTAL CALIBRATOR; 3) ADVIA CENTAUR VITAMIN D TOTAL QC; 4) ADVIA CENTAUR VITAMIN D TOTAL DILUENT	
Reactivos para química clínica, marca EZCR DIMENSION ENZYMATIC CREATININEFLEX REAGENT CARTRIDGE	PM-1074-603
Autoanalizador y reactivos para orina, marca SISTEMA CLINITEK Novus formado por: 1) CLINITEK Novus Automated Urine Analyzer; 2) CLINITEK Novus 10 Urinalysis Cassette; 3) CLINITEK Novus Pro 12 Urinalysis Cassette; 4) CLINITEK Novus Calibrator Kit; 5) CLINITEK Novus Rinse Additive	PM-1074-596
Reactivos para analizadores químicos automáticos, marca ADVIA CHEMISTRY TOTAL PROTEIN_2 (URINE) REAGENT	PM-1074-555
Reactivos para analizadores químicos automáticos, marca 1) ADVIA CHEMISTRY ALBUMIN BCP; 2) ADVIA CHEMISTRY ALBUMIN BCP CALIBRATOR	PM-1074-604
Reactivos para química clínica, marca 1) ADVIA CENTAUR HA TEST; 2) ADVIA CENTAUR PIIINP TEST; 3) ADVIA CENTAUR TIMP1 TEST; 4) ADVIA CENTAUR ELF CALIBRATOR; 5) ADVIA CENTAUR ELF QUALITY CONTROL MATERIAL; 6) ADVIA CENTAUR MULTI-DILUENT 13	PM-1074-602
Reactivos para analizadores automáticos de química clínica, marca INNOVANCE Free PSAg	PM-1074-560
Analizadores de coagulación, automatizados, marca AUTOMATED BLOOD COAGULATION ANALYZER CA-1500	PM-1074-607
Reactivos para drogas de abuso, marca 1) Emit ® II Plus 6-AM/Ectasy Calibrators/Controls Level 1; 2) Emit ® II Plus 6-AM/Ectasy Calibrators/Controls Level 2; 3) Emit ® II Plus 6-AM/Ectasy Calibrators/Controls Level 3; 4) Emit ® II Plus 6-AM/Ectasy Calibrators/Controls Level 4	PM-1074-609
Reactivos, para analizadores automáticos, marca 1) ADVIA CHEMISTRY B2 MICROGLOBULIN (B2M); 2) ADVIA CHEMISTRY B2 MICROGLOBULIN CALIBRATOR	PM-1074-615
Analizadores de coagulación, automatizados, marca 1) BCS SYSTEM y 2) BCS XP SYSTEM	PM-1074-339
Analizadores de coagulación, automatizados, marca 1) BFT II ANALYZER; 2) BFT II ANALYZER "DISPO SYSTEM" y 3) CUVETTES FOR BFT II ANALYZER	PM-1074-334
ADVIA CENTAUR CLEANING SOLUTION CONCENTRATE REF 112748 (09908593)	PM-1074-620
Reactivos para analizadores de inmunoensayos por quimioluminiscencia, marca ACID / BASIC REAGENTS	PM-1074-621



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

- 12712

Reactivos para química clínica, marca DIMENSION ® CREATININE FLEX ® REAGENT CARTRIDGE (CRE2)	PM-1074-623
Reactivos para química clínica, marca DIMENSION ® PHOSPHORUS FLEX ® REAGENT CARTRIDGE (PHOS)	PM-1074-624
APTIO™ Automation	PM-1074-625
DCA Systems Hemoglobin A 1 c Reagent kit	PM-1074-633
CA-560	PM-1074-647
1) RAPIDLab 348 EXL	PM-1074-659
1. ADVIA 360 Hematology System 2. ADVIA 560 Hematology System	PM-1074-651
ADVIA Centaur CP / Analizador de inmunoensayo automatizado por tecnología de quimioluminiscencia	PM-1074-510
Analizadores para hematología, automatizados Marca: 1. ADVIA 2120 Hematology System 2. ADVIA 2120i Hematology System	PM-1074-476
Equipo de angiografía y sus partes y accesorios Marca: Siemens Modelos: Artis Q Biplane Artis Q Ceiling Artis Q Floor Artis Q.zen biplane Artis Q.zen ceiling Artis Q.zen floor Artis zeego	PM-1074-564
Sistema de registro hemodinámico y/o electrofisiológico Marca: Siemens Modelos: Sensis Sensis Lite Axion Sensis XP Axion Sensis XP Lite	PM-1074-565
Equipo de angiografía y sus partes y accesorios Marca: Siemens Modelos: Artis zee biplane Artis zee Ceiling	PM-1074-58

Handwritten signature

Handwritten mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 ANMAT

- 12712

Artis zee multi-purpose Artis zeego	
Sistema angiográfico Marca: Siemens Modelo: Artis One	PM-1074-599
Sistema de tomografía computarizada para diagnóstico por imágenes de cuerpo entero Marca: Siemens Modelos: Somaton Emotion 6 slice configuration Somaton Emotion 16 slice configuration Somaton Emotion 6 Somaton Emotion 16 Somaton Emotion Duo Somaton Emotion	PM-1074-65
Sistema de tomografía computada de cuerpo entero y sus partes y accesorios Marca: Siemens Modelos: Somatom Definition Somatom Definition AS Somatom DEfinition Flash Somatom Definition Edge	PM-1074-95
Equipo de tomografía computada de cuerpo entero Marca: Siemens Modelos: Somatom Sensation Open Somatom Sensation 64 Somatom Sensation 40 Somatom Sensation 4 Somatom Sensation 10 Somatom Sensation 16 Somatom Sensation 16	PM-1074-610
Marca: Siemens Modelos: SOMATOM Spirit	PM-1074-650
Equipo de tomografía computada Marca: Siemens Modelos: Somatom Scope Somatom Socpe (Power Configuration)	PM-1074-608

Handwritten signature and initials

Handwritten mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 ANMAT

-12712

Sistema de exploración por tomografía computada Marca: Siemens Modelos: Somatom Perspective	PM-1074-105
Sistema de tomografía computada combinada con Tomografía de Emisión de Positrones Marca: Siemens Modelos: Biograph mCT-X (también conocido como Sistemas Biograph HD) Biograph mCT-X (también conocido como Sistemas Biograph HD). Con True V Biograph mCT-S (también conocido como Sistemas Biograph HD) Biograph mCT.S (también conocido como Sistemas Biograph HD). Con True V Biograph mCT-S (20) (también conocido como Biograph mCT 20 Excel) (también conocido como Biograph mCT Excel) Biograph mCT Flow 20 (3 anillos) Biograph mCT Flow 20 (4 anillos). Con True V Biograph mCT Flow 40 (3 anillos) Biograph mCT Flow 40 (4 anillos). Con True V Biograph mCT Flow 64 (3 anillos) Biograph mCT Flow 64 (4 anillos). Con True V Biograph mCT Flow Edge (3 anillos) Biograph mCT Flow Edge (4 anillos). Con True V Biograph 6 TruePoint Biograph 6 TruePoint con TrueV Biograph 16 TruePoint Biograph 16 TruePoint con TrueV Biograph 40 TruePoint Biograph 40 TruePoint con TrueV Biograph 64 TruePoint Biograph 64 TruePoint con TrueV Biograph 6 Biograph 16 Biograph 40 Biograph 64 Biograph Sensation 16.	PM-1074-42
Cámara gamma combinada con tomografía computada Marca: Siemens Modelos:	PM-1074-76

[Handwritten signature]

1



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 ANMAT

12712

<p>Symbia T, Symbia T con IQ SPECT, Symbia T2, Symbia T2 con IQ SPECT, Symbia T6, Symbia T6 con IQ SPECT, Symbia T16, Symbia T16 con IQ SPECT, Symbia S, Symbia S con IQ SPECT, Symbia E (Symbia E Single y Symbia E Dual), Symbia Intevo Excel, Symbia Intevo 2, Symbia Intevo 6, Symbia Intevo 16, Symbia Evo y Symbia Evo Excel y los accesorios Syngo MBF, Syngo PET&CT Oncology (VA10,VA11): Syngo PET&CT Oncology (VA10), Syngo PET&CT Oncology (VA11), syngo. MM Oncology (VA11), syngo.NM Reading (VA11), syngo.via MI Taskflows (VA11): syngo.MI Cardiology (VA11), syngo.MI Neurology (VA11), syngo.via MI Workflows (VA20, VA20A): syngo.MI Cardiology (VA20, VA20A), syngo.MI Neurology (VA20, VA20A), syngo.NM Reading (VA20, VA20A), syngo.PET&CT Oncology (VA20, VA20A), Syngo MBF: Syngo MBF (MMWP), Syngo MBF (syngo.via) syngo.via MI Workflows (VA30): syngo.MI Cardiology (VA30A), syngo.MI Neurology (VA30A), syngo.MI Reading (VA30A), syngo.PET&CT Oncology (VA30A), syngo.CT LungCAD MI Workstation: syngo MI Workplace, syngo MI workplace Turbo, Symbia T series Processing Workplace, Symbia.net, Symbia.net Select, Scenium</p>	
<p>Sistema de exploración combinado de resonancia magnética y escáner de tomografía por emisión de positrones Marca:Siemens Modelos: Biograph mMR</p>	<p>PM-1074-104</p>
<p>Sistema de exploración por cámara gamma Marca: Siemens Modelo: ECAM e.cam Individual e.cam de Angulo Variable e.cam Fijo 180 e.cam Multi-Angulo para Cardiología Accesorios: Syngo NM para Lectura, Syngo MI para Cardiología, Syngo MI para Neurología</p>	<p>PM-1074-77</p>
<p>Cámara gamma Marca: Siemens Modelos: C.CAM</p>	<p>PM-1074-90</p>

Handwritten signature and initials

Handwritten mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 ANMAT

12712

Sistemas de resonancia magnética 3 Tesla para cuerpo entero Marca: Siemens Modelos: Magnetom Skyra Magnetom Verio Magnetom Trio Magnetom A Trio System Magnéton Prisma Magnetom Spectra	PM-1074-103
Equipo de resonancia magnética y sus partes y piezas Marca: Siemens Modelo MAGNETOM C!	PM-1074-38
Sistema de exploración por resonancia magnética Marca: Siemens Modelo MAGNETOM AVANTO	PM-1074-41
Equipo de resonancia magnética y sus partes y accesorios Marca: Siemens Modelo MAGNETOM Ezzensa	PM-1074-57
Equipo de resonancia magnética Marca: Siemens Modelo MAGNETOM Concerto	PM-1074-68
Equipo de resonancia magnética Marca Siemens Modelo MAGNETOM Symphony	PM-1074-69
Sistema de imágenes por Resonancia Magnética Nuclear y sus partes y accesorios Marca Siemens Modelo: Magnetom Aera Magnetom Espree	PM-1074-91
Acelerador lineal y sus partes y accesorios Marca: Siemens Modelos: Primus Essential Primus High-Energy Oncor Expression Oncor Impression Oncor Impression Plus Oncor Avant-Garde Artiste MV y los accesorios: COHERENCE Dosimetríst-Virtual	PM-1074-49

Handwritten initials/signature

Handwritten mark



Ministerio de Salud
 Secretaría de Políticas,
 Regulación e Institutos
 ANMAT

12712

Simulation, COHERENCE Dosimetrist-IMRT Planning Basic, syngo RT Dosimetrist-Virtual Simulation, syngo Dosimetrist-IMRT Planning, Syngo RT Oncologist , ModuLeaf	
Sistema para tratamiento planificado estereotáctico y no estereotáctico (sin marco) por radiación de intensidad modulada (para radiocirugía y radioterapia) Marca: Integra Radionics Modelo: XKNIFE 5 Install Kit Manual Xnife 5 XKNIFE RT Linux Workstation RTHCOMP (Graphics Workstation) Computer Notebook	PM-1074-92
Sistema informático de gestión, visualización, procesamiento y manipulación de imágenes diagnósticas con finalidades clínicas Marca: Integra Radionics Modelo: syngo MultiModality Workplace syngo Imaging syngo Imaging XS syngo workflow syngo plaza LEONARDO syngo.via syngo.CR DX CAD Reading syngo.via Web Report syngo.via WebReport webclient syngo.via WebReport Mobile Client syngo.via WebViewer syngo.via WebViewer Mobile Client.	PM-1074-606
Equipo de rayos X rodante Arco en C con intensificador de imagen Marca: Siemens Modelo: Multimobil 5C	PM-1074-611
Equipo de mamografía digital Marca: Siemens Modelo: Mammomat Inspiration	PM-1074-644
Equipos de rayos X rodante Arco en C con intensificador de imagen Marca: Siemens Modelo: Siremobil Compact L	PM-1074-637

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

12712

Sistema de exploración por ultrasonido Marca: Siemens	PM-1074-632
Sistema de exploración por ultrasonido Marca: Siemens	PM-1074-646
Analizador de coagulación, marca ANALIZADOR AUTOMATIZADO DE COAGULACIÓN SERIE CA600 EN SU/S MODELO/S: CA620 y CA660	PM-1074-558
Analizador de gas/pH/electrolito en sangre, marca 1) RAPIDPOINT 500 SYSTEM; Reactivos accesorios: 2) RP 500 MEASUREMENT CARTRIDGE (MCART LAC) 250; 3) RP 500 MEASUREMENT CARTRIDGE (MCART LAC) 400; 4) RP 500 MEASUREMENT CARTRIDGE (MCART LAC) 750; 5) WASTE/WASH CARTRIDGE PACKAGE (3); 6) WASTE/WASH CARTRIDGE KIT; 7) AQC CARTRIDGE KIT	PM-1074-561
1) Dimension® LOCI Folate Flex Reagent Cartridge; 2) Dimension® LOCI Anemia Calibrator	PM-1074-662
Dimension® LOCI Vitamin B12 Flex Reagent Cartridge	PM-1074-663
1) Dimension® LOCI Cardiac Troponin I Flex Reagent Cartridge; 2) Dimension® LOCI Cardiac Troponin I Calibrator	PM-1074-664
Dimension® LOCI Thyroid Stimulating Hormona Flex Reagent Cartridge	PM-1074-665
Dimension® LOCI Free Thyroxine Flex Reagent Cartridge	PM-1074-666
1) Dimension® LOCI Free Triiodothyronine Flex reagent cartridge; 2) Dimension® LOCI Thyroid Calibrator	PM-1074-667
Sistemas radiográficos / Fluoroscópicos Marca: Siemens Modelo: Luminos dRF, Luminos dRF Max	PM-1074-654
Equipo de rayos X móvil con arco en C con detector plano y procesamiento digital de imagen Marca: Siemens Modelo: Cios Alpha	PM-1074-639
Sistemas radiográficos analógicos Marca: Siemens Modelo: Mobilett XP; Mobilett XP ECO; Mobilett XP Hybrid	PM-1074-657
Sistema radiográfico digital Marca: Siemens Modelo: Multix Select DR	PM-1074-649
Equipo de resonancia magnética Marca: SIEMENS	PM-1074-652



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
ANMAT

1) Dimension ® N-terminal Pro-Barin Natriuretic Peptide Flex Reagent Cartridge, 2) Dimension ® LOCI N-terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide Calibrator	PM-1074-668
Reactivos para inmunoensayos Marca: Novagnost ® Dengue IgG	PM-1074-669
Reactivos para inmunoensayos Marca: Novagnost ® Chikungunya Virus IgG capture	PM-1074-670
Reactivos para inmunoensayos Marca: Novagnost ® Chikungunya Virus IgM µ-capture	PM-1074-671
Reactivos para inmunoensayos Marca: Novagnost ® Dengue IgM	PM-1074-673
Reactivos para inmunoensayos Marca: IMMULITE 2000 TSI	PM-1074-661
Reactivos para inmunoensayo Marca: 1) ADVIA Centaur ACCP Assay, 2) ADVIA Centaur ® ACCP MCM, 3) ADVIA Centaur ACCP Quality Control Material	PM-1074-660
Sistema radiográfico para mamografía Marca: SIEMENS	PM-1074-645
Sistema de rayos X para diagnóstico de cuerpo entero Marca: SIEMENS	PM-1074-643
Sistema de exploración por ultrasonido Marca: SIEMENS	PM-1074-619
Equipo de rayos X rodante arco en C con intensificador de imagen Marca: SIEMENS	PM-1074-626
Sistema radiográfico analógico / digital Marca: SIEMENS	PM-1074-648
Sistema de radiología digital Marca: SIEMENS	PM-1074-640
Equipo de mamografía digital Marca: SIEMENS	PM-1074-642
Sistema radiográfico digital y fluoroscópico Marca: SIEMENS	PM-1074-641

ES

FR

Expediente Nº 1-0047-3110-001209-16-2

DISPOSICIÓN Nº

12712

ys

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.