

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número:		
Referencia: 1-47-3110-2235-19-3		

VISTO el Expediente Nº 1-47-3110-2235-19-3 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC. solicita la autorización de modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1842-135, denominado: SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES, marca Kanghui

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que el Instituto Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM-1842-135,

denominado: SISTEMA DE CLAVOS INTRAMEDULARES, marca Kanghui según Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 3082/18 y tramitado por expediente N° 1-47-3110-8230-17-1.

ARTÍCULO 2°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento N° IF-2019-82542828-APN-DNPM#ANMAT el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-1842-135.

ARTICULO 3°.- En los rótulos e instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de copia autenticada de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente Nº 1-47-3110-2235-19-3

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio Date: 2019.11.13 09:31:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma MEDTRONIC LATIN AMERICA, INC. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM Nº PM 1842-135 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre descriptivo: Sistema de clavos intramedulares

Nombre comercial: Kanghui

Clase: III

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 3082/18

Tramitado por expediente N° 1-47-3110-8230-17-1

DATO	DATO AUTORIZADO	MODIFICACIÓN/	
IDENTIFICATORIO	HASTA LA FECHA	RECTIFICACION	
A MODIFICAR		AUTORIZADA	
Modelos	Código de producto:	Código de producto:	
	33101232	33101232 Descripción:	
	Descripción: Clavos	Clavos femorales	
	femorales NeoGen,	NeoGen, izq., Modelo	
	izq., Modelo Nro.:	Nro.: JGDII, Tamaño:	
	JGDII, Tamaño:	9.5X320mm	
	9.5X320mm	Código de producto:	
	Código de producto:	33101234 Descripción:	
	33101234	Clavos femorales	
	Descripción: Clavos	NeoGen, izq., Modelo	
	femorales NeoGen,	Nro.: JGDII, Tamaño:	

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

9.5X340mm

Código de producto:

33101236

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII,

Tamaño: 9.5X360mm

Código de producto:

33101238

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

9.5X380mm

Código de producto:

33101240

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

9.5X400mm

Código de producto:

33101242

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII.

Tamaño: 9.5X420mm

9.5X340mm

Código de producto:

33101236 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII,

Tamaño: 9.5X360mm

Código de producto:

33101238 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

9.5X380mm

Código de producto:

33101240 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

9.5X400mm

Código de producto:

33101242 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII,

Tamaño: 9.5X420mm

Código de producto:

33101244 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII,

Tamaño: 9.5X440mm

Código de producto:

33102232 Descripción:

Código de producto: Clavos femorales

33101244 NeoGen, izq., Modelo

Descripción: Clavos Nro.: JGDII, Tamaño:

femorales NeoGen, 10X320mm

izq., Modelo Nro.: Código de producto:

JGDII, 33102234 Descripción:

Tamaño: 9.5X440mm Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Código de producto: Nro.: JGDII, Tamaño:

33102232 10X340mm

Descripción: Clavos Código de producto:

femorales NeoGen, 33102236 Descripción:

izq., Modelo Nro.: Clavos femorales

JGDII, Tamaño: NeoGen, izq., Modelo

10X320mm Nro.: JGDII, Tamaño:

Código de producto: 10X360mm

33102234 Código de producto:

Descripción: Clavos 33102238 Descripción:

femorales NeoGen, Clavos femorales

izq., Modelo Nro.: NeoGen, izq., Modelo

JGDII, Tamaño: Nro.: JGDII, Tamaño:

10X340mm | 10X380mm

Código de producto: Código de producto:

33102236 33102240 Descripción:

Descripción: Clavos | Clavos femorales

femorales NeoGen, NeoGen, izq., Modelo

izq., Modelo Nro.: | Nro.: JGDII, Tamaño:

JGDII, Tamaño: 10X400mm

10X360mm Código de producto:

Código de producto: 33102242 Descripción:

Clavos femorales

33102238

Descripción: Clavos NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X420mm

Código de producto:

10X380mm 33102244 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X440mm

Código de producto:

33103232 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X320mm

Código de producto:

33103234 Descripción:

Clavos femorales

10X420mm NeoGen, izq., Modelo

Código de producto: Nro.: JGDII, Tamaño:

11X340mm

Código de producto:

33103236 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X360mm

Código de producto:

33103238 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

Código de producto:

33102240

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X400mm

Código de producto:

33102242

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

33102244

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X440mm

Código de producto:

33103232

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño:

11X320mm

Código de producto:

33103234

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X340mm

Código de producto:

33103236

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X360mm

Código de producto:

33103238

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X380mm

Código de producto:

33103240

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X400mm

Código de producto:

33103242

Descripción: Clavos

11X380mm

Código de producto:

33103240 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X400mm

Código de producto:

33103242 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X420mm

Código de producto:

33103244 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X440mm

Código de producto:

33104232 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X320mm

Código de producto:

33104234 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X340mm

Código de producto:

femorales NeoGen, 33104236 Descripción:

izq., Modelo Nro.: Clavos femorales

JGDII, Tamaño: NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X360mm

Código de producto:

33104238 Descripción:

Clavos femorales

izg., Modelo Nro.: NeoGen, izq., Modelo

JGDII, Tamaño: Nro.: JGDII, Tamaño:

12X380mm

Código de producto:

33104240 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X400mm

12X320mm Código de producto:

33104242 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X420mm

Código de producto:

33104244 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.:JGDII, Tamaño:

12X440mm

Código de producto:

33101132 Descripción:

Clavos femorales

11X420mm

Código de producto:

33103244

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

11X440mm

Código de producto:

33104232

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

Código de producto:

33104234

Descripción: Clavos femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X340mm

Código de producto:

33104236

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X360mm

Código de producto:

33104238

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X380mm

Código de producto:

33104240

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X400mm

Código de producto:

33104242

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X420mm

Código de producto:

33104244

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X440mm

Código de producto:

33101132

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

9.5X320mm

Código de producto:

33101134 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

9.5X340mm

Código de producto:

33101136 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

9.5X360mm

Código de producto:

33101138 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII,

Tamaño: 9.5X380mm

Código de producto:

33101140 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII,

Tamaño: 9.5X400mm

Código de producto:

33101142 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

9.5X320mm

Código de producto:

33101134

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

9.5X340mm

Código de producto:

33101136

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

9.5X360mm

Código de producto:

33101138

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII.

Tamaño: 9.5X380mm

Código de producto:

33101140

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII.

Tamaño: 9.5X400mm

Código de producto:

Tamaño: 9.5X420mm

Código de producto:

33101144 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII,

Tamaño: 9.5X440mm

Código de producto:

33102132 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X320mm

Código de producto:

33102134 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X340mm

Código de producto:

33102136 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X360mm

Código de producto:

33102138 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII Tamaño:

10X380mm

Código de producto:

33101142 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII. Tamaño: 9.5X420mm Código de producto: 33101144 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño: 9.5X440mm Código de producto: 33102132 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.:

Código de producto: 33102134

JGDII, Tamaño:

10X320mm

Descripción: Clavos femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño: 10X340mm

Código de producto:

33102136

Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.:

33102140 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X400mm

Código de producto:

33102142 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X420mm

Código de producto:

33102144 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X440mm

Código de producto:

33103132 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X320mm

Código de producto:

33103134 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X340mm

Código de producto:

33103136 Descripción:

Clavos femorales

JGDII, Tamaño:

10X360mm

Código de producto:

33102138

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII Tamaño:

10X380mm

Código de producto:

33102140

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X400mm

Código de producto:

33102142

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X420mm

Código de producto:

33102144

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X440mm

Código de producto:

33103132

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X360mm

Código de producto:

33103138 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X380mm

Código de producto:

33103140 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X400mm

Código de producto:

33103142 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X420mm

Código de producto:

33103144 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X440mm

Código de producto:

33104132 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

Descripción: Clavos 12X320mm

femorales NeoGen, Código de producto:

der., Modelo Nro.: 33104134 Descripción:

JGDII, Tamaño: Clavos femorales

11X320mm NeoGen, der., Modelo

Código de producto: Nro.: JGDIJ, Tamaño:

33103134 12X340mm

Descripción: Clavos | Código de producto:

femorales NeoGen, 33104136 Descripción:

der., Modelo Clavos femorales

Nro.: JGDII, Tamaño: NeoGen, der., Modelo

11X340mm Nro.: JGDII, Tamaño:

Código de producto: | 12X360mm

Código de producto:

Descripción: Clavos 33104138 Descripción:

femorales NeoGen, Clavos femorales

der., Modelo Nro.: NeoGen, der., Modelo

JGDII, Tamaño: Nro.: JGDII, Tamaño:

11X360mm | 12X380mm

Código de producto: Código de producto:

33103138 33104140 Descripción:

Descripción: Clavos | Clavos femorales

femorales NeoGen, NeoGen, der., Modelo

der., Modelo Nro.: Nro.: JGDII, Tamaño:

JGDII, Tamaño: 12X400mm

X380mm Código de producto:

ódigo de producto: 33104142 Descripción:

103140 Clavos femorales

escripción: Clavos NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

Modelo Nro.: 12X420mm

Código de producto:

11X380mm Código de producto: 33103140 Descripción: Clavos femorales NeoGen, der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X400mm

Código de producto:

33103142

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X420mm

Código de producto:

33103144

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X440mm

Código de producto:

33104132

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X320mm

Código de producto:

33104134

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDIJ, Tamaño:

12X340mm

Código de producto:

33104136

Descripción: Clavos

33104144 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X440mm

Código de producto:

33111025 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X26mm

Código de producto:

33111030 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X30mm

Código de producto:

33111035 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X35mm

Código de producto:

33111040 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X40mm

Código de producto:

33111045 Descripción:

Tornillos de bloqueo

femorales NeoGen, NeoGen, Modelo Nro.:

der., Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño:

JGDII, Tamaño: 4.5X45mm

12X360mm Código de producto:

Código de producto: 33111050 Descripción:

33104138 Tornillos de bloqueo

Descripción: Clavos NeoGen, Modelo Nro.:

femorales NeoGen, JSDVII, Tamaño:

der., Modelo Nro.: 4.5X50mm

JGDII, Tamaño: Código de producto:

12X380mm 33111055 Descripción:

Código de producto: Tornillos de bloqueo

33104140 NeoGen, Modelo Nro.:

Descripción: Clavos JSDVII, Tamaño:

femorales NeoGen, 4.5X55mm

der., Modelo Nro.:

Código de producto:

JGDII, Tamaño: 33111060 Descripción:

12X400mm Tornillos de bloqueo

Código de producto: NeoGen, Nro.: JSDVII,

33104142 Tamaño: 4.5X60mm

Descripción: Clavos Código de producto:

femorales NeoGen, 33111065 Descripción:

der., Modelo Nro.: Tornillos de bloqueo

JGDII, Tamaño: NeoGen, Modelo Nro.:

12X420mm JSDVII, Tamaño:

Código de producto: 4.5X65mm

33104144 Código de producto:

Descripción: Clavos 33111070 Descripción:

femorales NeoGen, Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X70mm

12X440mm

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

Código de producto:

33111025

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X26mm

Código de producto:

33111030

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X30mm

Código de producto:

33111035

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X35mm

Código de producto:

33111040

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X40mm

Código de producto:

33111045

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X45mm

Código de producto:

33111050

Código de producto:

33111075 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X75mm

Código de producto:

33111080 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X80mm

Código de producto:

33111085 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X85mm

Código de producto:

33111090 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X90mm

Código de producto:

33112025 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X26mm

Código de producto:

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X50mm

Código de producto:

33111055

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X55mm

Código de producto:

33111060

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Nro.: JSDVII, Tamaño:

4.5X60mm

Código de producto:

33111065

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X65mm

Código de producto:

33111070

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X70mm

Código de producto:

33111075

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X30mm

Código de producto:

33112035 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI1, Tamaño:

5X35mm

Código de producto:

33112040 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X40mm

Código de producto:

33112045 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X45mm

Código de producto:

33112050 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X50mm

Código de producto:

33112055 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X75mm

Código de producto:

33111080

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X80mm

Código de producto:

33111085

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X85mm

Código de producto:

33111090

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X90mm

Código de producto:

33112025

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X26mm

Código de producto:

33112030

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII.

Tamaño: 5X30mm

JSDVJI, Tamaño:

5X55mm

Código de producto:

33112060 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X60mm

Código de producto:

33112065 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X65mm

Código de producto:

33112070 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X70mm

Código de producto:

33112075 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X75mm

Código de producto:

33112080 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X80mm

Código de producto:

33112035

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVI1,

Tamaño: 5X35mm

Código de producto:

33112040

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X40mm

Código de producto:

33112045

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X45mm

Código de producto:

33112050

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X50mm

Código de producto:

33112055

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVJI.

Tamaño: 5X55mm

Código de producto:

33112060

Código de producto:

33112085 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X85mm

Código de producto:

33112090 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVH, Tamaño:

5X90mm

Código de producto:

33112091 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X95mm

Código de producto:

33112092 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X100mm

Código de producto:

33113065 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X65mm

Código de producto:

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X60mm

Código de producto:

33112065

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X65mm

Código de producto:

33112070

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X70mm

Código de producto:

33112075

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X75mm

Código de producto:

33112080

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X80mm

Código de producto:

33112085

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

33113070 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X70mm

Código de producto:

33113075 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 1 1 Tamaño:

6.3X75mm

Código de producto:

33113080 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X80mm

Código de producto:

33113085 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo

Nro.:JSDVIII Tamaño:

6.3X85mm

Código de producto:

33113090 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X85mm

Código de producto:

33112090

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVH,

Tamaño: 5X90mm

Código de producto:

33112091

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X95mm

Código de producto:

33112092

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X100mm

Código de producto:

33113065

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X65mm

Código de producto:

33113070

Descripción: Tornillos

de bloqueo

JSDVIII Tamaño:

6.3X90mm

Código de producto:

33113091 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X95mm

Código de producto:

33113092 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X100mm

Código de producto:

33113093 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X105mm

Código de producto:

33113094 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X110mm

Código de producto:

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X70mm

Código de producto:

33113075

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 1 1 Tamaño:

6.3X75mm

Código de producto:

33113080

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X80mm

Código de producto:

33113085

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVIII Tamaño:

6.3X85mm

Código de producto:

33113090

Descripción: Tornillos

de bloqueo

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X115mm

Código de producto:

33113096 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X120mm

Código de producto:

33113097 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X125mm

Código de producto:

33110000 Descripción:

Tapas de clavos

(femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM

Código de producto:

33110005 Descripción:

Tapas de clavos

(femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM,

Tamaño: Ø13, +5

Código de producto:

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X90mm

Código de producto:

33113091

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X95mm

Código de producto:

33113092

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X100mm

Código de producto:

33113093

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X105mm

Código de producto:

33113094

Descripción: Tornillos

de bloqueo

Tapas de clavos

(femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM,

Tamaño: Ø13,+10

Código de producto:

33110015 Descripción:

Tapas de clavos

(femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM,

Tamaño: Ø13, +15

Código de producto:

33140026 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X260mm

Código de producto:

33140028 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X280mm

Código de producto:

33140030 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X300mm

Código de producto:

33140032 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X320mm

Código de producto:

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X110mm

Código de producto:

33113095

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X115mm

Código de producto:

33113096

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X120mm

Código de producto:

33113097

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X125mm

Código de producto:

33110000

Descripción: Tapas de

clavos (femorales)

Clavos tibiales NeoGen.

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X340mm

Código de producto:

33140036 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X360mm

Código de producto:

33140038 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X380mm

Código de producto:

33140040 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X400mm

Código de producto:

33140042 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X420mm

Código de producto:

33141026 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X260mm

Código de producto:

33141028 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

NeoGen, Modelo Nro.:

JGM

Código de producto:

33110005

Descripción: Tapas de

clavos (femorales)

NeoGen, Modelo Nro.:

JGM, Tamaño: Ø13,+5

Código de producto:

33110010

Descripción: Tapas de

clavos (femorales)

NeoGen, Modelo Nro.:

JGM, Tamaño:

 $\emptyset 13, +10$

Código de producto:

33110015

Descripción: Tapas de

clavos (femorales)

NeoGen, Modelo Nro.:

JGM, Tamaño:

 $\emptyset 13, +15$

Código de producto:

33140026

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X260mm

Código de producto:

33140028

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Tamaño: 9X280mm

Código de producto:

33141030 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: IIDV,

Tamaño: 9X300mm

Código de producto:

33141032 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV.

Tamaño: 9X320mm

Código de producto:

33141034 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X340mm

Código de producto:

33141036 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X360mm

Código de producto:

33141038 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X380mm

Código de producto:

33141040 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X400mm

Código de producto:

Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 8.3X280mm Código de producto: 33140030 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 8.3X300mm Código de producto: 33140032 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 8.3X320mm Código de producto: 33140034 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 8.3X340mm Código de producto: 33140036 Descripción: Clavos tibiales NeoGen. Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 8.3X360mm

Tamaño: 8.3X360mm Código de producto: 33140038 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 8.3X380mm 33141042 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 9X420mm Código de producto: 33142026 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 10X260mm Código de producto: 33142028 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 10X280mm Código de producto: 33142030 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 10X300mm Código de producto: 33142032 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 10X320mm Código de producto: 33142034 Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 10X340mm Código de producto: 33142036 Descripción: Clavos tibiales NeoGen,

Código de producto:

33140040

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X400mm

Código de producto:

33140042

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X420mm

Código de producto:

33141026

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X260mm

Código de producto:

33141028

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X280mm

Código de producto:

33141030

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: IIDV,

Tamaño: 9X300mm

Código de producto:

33141032

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X360mm

Código de producto:

33142038 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X380mm

Código de producto:

33142040 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV.

Tamaño: 10X400mm

Código de producto:

33142042 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X420mm

Código de producto:

33143026 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X260mm

Código de producto:

33143028 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X280mm

Código de producto:

33143030 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen

Modelo Nro.: JJDV.

Tamaño: 11.5X300mm

Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 9X320mm Código de producto:

33141034

Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 9X340mm

Código de producto:

33141036

Descripción: Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 9X360mm

Código de producto:

33141038

Descripción: Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X380mm

Código de producto:

33141040

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X400mm Código de producto:

33141042

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Código de producto:

33143032 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X320mm

Código de producto:

33143034 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X340mm

Código de producto:

33143036 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X360mm

Código de producto:

33143038 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X380mm

Código de producto:

33143040 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X400mm

Código de producto:

33143042 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X420mm

Código de producto:

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X420mm

Código de producto:

33142026

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X260mm

Código de producto:

33142028

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X280mm

Código de producto:

33142030

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X300mm

Código de producto:

33142032

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen.

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X320mm

Código de producto:

33142034

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV.

Tamaño: 10X340mm

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X260mm

Código de producto:

33166280 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X280mm

Código de producto:

33166300 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X3D0mm

Código de producto:

33166320 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X320mm

Código de producto:

33166340 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X340mm

Código de producto:

33166360 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo

Código de producto:

33142036

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X360mm

Código de producto:

33142038

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X380mm

Código de producto:

33142040

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X400mm

Código de producto:

33142042

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X420mm

Código de producto:

33143026

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X260mm

Código de producto:

33143028

Nro.:JGDVII, Tamaño:

10X360mm

Código de producto:

33166380 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño:

10X380mm

Código de producto:

33166400 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño:

10X400mm

Código de producto:

33166420 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X420mm

Código de producto:

33167260 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

11.5X260mm

Código de producto:

33167280 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

11.5X280mm

Descripción: Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X280mm

Código de producto:

33143030

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X300mm

Código de producto:

33143032

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X320mm

Código de producto:

33143034

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X340mm

Código de producto:

33143036

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X360mm

Código de producto:

33143038

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Código de producto:

33167300 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

11.5X300mm

Código de producto:

33167320 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII.

Tamaño: 11.5X320mm

Código de producto:

33167340 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

11.5X340mm

Código de producto:

33167360 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII,

Tamaño: 11.5X360mm

Código de producto:

33167380 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo

Nro.:JGDVII, Tamaño:

11.5X380mm

Código de producto:

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X380mm

Código de producto:

33143040

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X400mm

Código de producto:

33143042

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X420mm

Código de producto:

33166260

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X260mm

Código de producto:

33166280

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X280mm

Código de producto:

33166300

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X3D0mm

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII,

Tamaño: 11.5X400mm

Código de producto:

33167420 Descripción:

Clavos retrógrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

11.5X420mm

Código de producto:

33110000 Descripción:

Tapas de clavos NeoGen

'TUL O D I (I)

(Tibia & Retrógrado),

Modelo Nro.: JGMV

Código de producto:

33144005 Descripción:

Tapas de clavos NeoGen

(Tibia & Retrógrado),

Modelo Nro.: JGMV,

Tamaño: Ø11.5,+5

Código de producto:

33144010 Descripción:

Tapas de clavos NeoGen

(Tibia & Retrógrado),

Modelo Nro.: JGMV,

Tamaño: Ø11.5,+10

Código de producto:

33144015 Descripción:

Tapas de clavos NeoGen

(Tibia & Retrógrado),

Código de producto: 33166320

33100320

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X320mm

Código de producto:

33166340

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X340mm

Código de producto:

33166360

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X360mm

Código de producto:

33166380

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X380mm

Código de producto:

33166400

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.:JGDVII,

Tamaño: 10X400mm

Código de producto:

33166420

Modelo Nro.: JGMV,

Tamaño: Ø 11.5,+15

Código de producto:

33120018 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

Modelo Nro.: JGDI11,

Tamaño: 11X180mm

Código de producto:

33120024 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

Modelo Nro.: JGDI11,

Tamaño: 11X240mm

Código de producto:

33123075 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

tornillos tirafondos.,

Modelo Nro.: JSDIX,

Tamaño: 10.5X75mm

Código de producto:

33123080 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

tornillos tirafondos.,

Modelo Nro.: JSDIX,

Tamaño: 10.5X80mm

Código de producto:

33123085 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

tornillos tirafondos.,

Modelo Nro.: JSDIX,

Tamaño: 10.5X85mm

Código de producto:

Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 10X420mm Código de producto: 33167260 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X260mm Código de producto: 33167280 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X280mm Código de producto: 33167300 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X300mm Código de producto: 33167320 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X320mm Código de producto: 33167340

Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X90mm Código de producto: 33123091 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X95mm Código de producto: 33123092 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X100mm Código de producto: 33123093 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X105mm Código de producto: 33123094 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X110mm Código de producto: 33123095 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos.,

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X340mm Código de producto: 33167360

Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño:11.5X360mm

Código de producto:

33167380

Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.:JGDVII,

Tamaño: 11.5X380mm Código de producto:

33167400

Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.:JGDVII,

Tamaño: 11.5X400mm

Código de producto:

33167420

Descripción: Clavos retrógrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X420mm Código de producto: 33110000

Descripción: Tapas de clavos NeoGen (Tibia & Retrógrado), Modelo Modelo Nro.: JSDIX,

Tamaño: 10.5X115mm

Código de producto:

33123096 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

tornillos tirafondos.,

Modelo Nro.: JSDIX,

Tamaño: 10.5X120mm

Código de producto:

33121000 Descripción:

Tapa p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo Nro.:

JGMV, Tamaño: Ø10.3

Código de producto:

33122005 Descripción:

Tapa p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo Nro.:

JGMV, Tamaño: Ø15.5,

+5

Código de producto:

33122010 Descripción:

Tapa p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo Nro.:

JGMV, Tamaño: Ø15.5,

+10

Código de producto:

39570815 Descripción:

Tapa p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo Nro.:

JGMV, Tamaño: Ø15.5,

+15

Código de producto:

Nro.: JGMV

Código de producto:

33144005

Descripción: Tapas de

clavos NeoGen (Tibia

& Retrógrado), Modelo

Nro.: JGMV, Tamaño:

 $\emptyset 11.5, +5$

Código de producto:

33144010

Descripción: Tapas de

clavos NeoGen (Tibia

& Retrógrado), Modelo

Nro.: JGMV, Tamaño:

 $\emptyset 11.5, +10$

Código de producto:

33144015

Descripción: Tapas de

clavos NeoGen (Tibia

& Retrógrado), Modelo

Nro.: JGMV, Tamaño:

Ø 11.5, +15

Código de producto:

33120018

Descripción: Clavos

GAMMA NeoGen,

Modelo Nro.: JGDI11,

Tamaño: 11X180mm

Código de producto:

33120024

Descripción: Clavos

GAMMA NeoGen,

32805017 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.3x170

Código de producto:

32805020 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.3x200

Código de producto:

32805024 Descripción:

Clavo AR NeoGen

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.3x240

Código de producto:

32803017 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x170

Código de producto:

32803020 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x200

Código de producto:

32803024 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x240

Código de producto:

32804017 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDI11, Tamaño: 11X240mm Código de producto: 33123075 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X75mm Código de producto: 33123080 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X80mm Código de producto: 33123085 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X85mm Código de producto: 33123090 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX. Tamaño: 10.5X90mm

Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11x170 Código de producto: 32804020 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11x200 Código de producto: 32804024 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11x240 Código de producto: 39591117 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x1 70 Código de producto: 39591120 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x200 Código de producto: 39591124 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x240 Código de producto: 32820232 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq.8. Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x320mm

Código de producto:

33123091

Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX. Tamaño: 10.5X95mm Código de producto: 33123092 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos... Modelo Nro.: JSDIX. Tamaño: 10.5X100mm Código de producto: 33123093 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen. tornillos tirafondos... Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X105mm Código de producto: 33123094 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos... Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X110mm Código de producto: 33123095 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen. tornillos tirafondos... Modelo Nro.: JSDIX,

Código de producto: 32820234 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x340mm Código de producto: 32820236 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGOVI, Tamaño: 9.5x360mm Código de producto: 32820238 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x380mm Código de producto: 32820240 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x400mm Código de producto: 32820242 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x420mm Código de producto: 32820244 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x440mm Código de producto: 32821232 Descripción:

Tamaño: 10.5X115mm Código de producto: 33123096 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X120mm Código de producto: 33121000 Descripción: Tapa p/clavos NeoGen (GAMMA), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø10.3 Código de producto: 33122005 Descripción: Tapa p/clavos NeoGen (GAMMA), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: $\emptyset 15.5, +5$ Código de producto: 33122010 Descripción: Tapa p/clavos NeoGen (GAMMA), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: $\emptyset 15.5, +10$

Código de producto:

(GAMMA), Modelo

39570815 Descripción:

Tapa p/clavos NeoGen

Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 10x320mm Código de producto: 32821234 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 10x340mm Código de producto: 32821236 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 10x360mm Código de producto: 32821238 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 10x380mm Código de producto: 32821240 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 10x400mm Código de producto: 32821242 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 10x420mm Código de producto: 32821244 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI,

Clavo AR NeoGen, izq.,

Nro.: JGMV, Tamaño:

 $\emptyset 15.5$, +15

Código de producto:

32805017

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.3x170

Código de producto:

32805020

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.3x200

Código de producto:

32805024

Descripción: Clavo AR

NeoGen Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

9.3x240

Código de producto:

32803017

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

10x170

Código de producto:

32803020

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

10x200

Tamaño: 10x440mm

Código de producto:

32822232 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x320mm

Código de producto:

32822234 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI.

Tamaño: 11 x340mm

Código de producto:

32822236 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11 x360mm

Código de producto:

32822238 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11 x380mm

Código de producto:

32822240 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11 x400mm

Código de producto:

32822242 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x420mm

Código de producto:

32803024

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

10x240

Código de producto:

32804017

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

11x170

Código de producto:

32804020

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

11x200

Código de producto:

32804024

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

11x240

Código de producto:

39591117

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x1

70

Código de producto:

39591120

32822244 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11 x440mm

Código de producto:

32823232 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x320mm

Código de producto:

32823234 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x340mm

Código de producto:

32823236 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x360mm

Código de producto:

32823238 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x380mm

Código de producto:

32823240 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x400mm

Código de producto:

32823242 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x200

Código de producto:

39591124

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x240

Código de producto:

32820232

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq.8. Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x320mm

Código de producto:

32820234

Descripción: Clavo AR

NeoGen , izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x340mm

Código de producto:

32820236

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGOVI, Tamaño:

9.5x360mm

Código de producto:

32820238

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x420mm

Código de producto:

32823244 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x440mm

Código de producto:

32820132 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x320mm

Código de producto:

32820134 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x340mm

Código de producto:

32820136 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x360mm

Código de producto:

32820138 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x380mm

Código de producto:

32820140 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x400mm

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x380mm

Código de producto:

32820240

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x400mm

Código de producto:

32820242

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x420mm

Código de producto:

32820244

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x440mm

Código de producto:

32821232

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x320mm

Código de producto:

32821234

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x340mm

Código de producto:

32820142 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x420mm

Código de producto:

32820144 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x440mm

Código de producto:

32821132 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x320mm

Código de producto:

32821134 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x340mm

Código de producto:

32821136 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x360mm

Código de producto:

32821138 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x380mm

Código de producto:

32821140 Descripción:

Código de producto:

32821236

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x360mm

Código de producto:

32821238

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x380mm

Código de producto:

32821240

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x400mm

Código de producto:

32821242

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x420mm

Código de producto:

32821244

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x440mm

Código de producto:

32822232

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x400mm

Código de producto:

32821142 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x420mm

Código de producto:

32821144 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x440mm

Código de producto:

32822132 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x320mm

Código de producto:

32822134 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x340mm

Código de producto:

32822136 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x360mm

Código de producto:

32822138 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11x320mm

Código de producto:

32822234

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11 x340mm

Código de producto:

32822236

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11 x360mm

Código de producto:

32822238

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11 x380mm

Código de producto:

32822240

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11 x400mm

Código de producto:

32822242

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Tamaño: 11x380mm

Código de producto:

32822140 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x400mm

Código de producto:

32822142 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x420mm

Código de producto:

32822144 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x440m

m

Código de producto:

32823132 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x320mm

Código de producto:

32823134 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x340mm

Código de producto:

32823136 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x360mm

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11x420mm

Código de producto:

32822244

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11 x440mm

Código de producto:

32823232

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x320mm

Código de producto:

32823234

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x340mm

Código de producto:

32823236

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x360mm

Código de producto:

32823238

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x380mm

Código de producto:

32823138 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x380mm

Código de producto:

32823140 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x400mm

Código de producto:

32823142 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x420mm

Código de producto:

32823144 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x440mm

Código de producto:

32801070 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x70mm

Código de producto:

32801075 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x75mm

Código de producto:

32823240

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x400mm

Código de producto:

32823242

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x420mm

Código de producto:

32823244

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.:JGDVI, Tamaño:

12x440mm

Código de producto:

32820132

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x320mm

Código de producto:

32820134

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x340mm

Código de producto:

32820136

32801080 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x80mm

Código de producto:

32801085 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x85mm

Código de producto:

32801090 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x90mm

Código de producto:

32801091 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x95mm

Código de producto:

32801092 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x100mm

Código de producto:

32801093 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x105mm

Código de producto:

32801094 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x360mm

Código de producto:

32820138

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x380mm

Código de producto:

32820140

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.:JGDVI, Tamaño:

9.5x400mm

Código de producto:

32820142

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x420mm

Código de producto:

32820144

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x440mm

Código de producto:

32821132

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x110mm

Código de producto:

32801095 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x115mm

Código de producto:

32801096 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x120mm

Código de producto:

32806000 Descripción:

Tornillos de cierre,

Modelo Nro.: JGM V,

Código de producto:

32806005 Descripción:

Tornillos de cierre,

Modelo Nro.: JGM V,

Tamaño: 5mm

Código de producto:

32806010 Descripción:

Tornillos de cierre,

Modelo Nro.: JGM V,

Tamaño: 10mm

Código de producto:

32806015 Descripción:

Tornillos de cierre,

Modelo Nro.: JGM V,

Tamaño: 15mm

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x320mm

Código de producto:

32821134

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x340mm

Código de producto:

32821136

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x360mm

Código de producto:

32821138

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x380mm

Código de producto:

32821140

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x400mm

Código de producto:

32821142

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI.

Tamaño: 10x420mm

33112025 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x.26mm

Código de producto:

33112030 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x30mm

Código de producto:

33112035 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x35mm

Código de producto:

33112040 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII,

Tamaño: 5.0x40mm

Código de producto:

33112045 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x45mm

Código de producto:

33112050 Descripción:

Tornillos de bloqueo

Código de producto:

32821144

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x440mm

Código de producto:

32822132

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI.

Tamaño: 11x320mm

Código de producto:

32822134

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x340mm

Código de producto:

32822136

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x360mm

Código de producto:

32822138

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x380mm

Código de producto:

32822140

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x50mm

Código de producto:

33112055 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x55mm

Código de producto:

33112060 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x60mm

Código de producto:

33112065 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x65mm

Código de producto:

33112070 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x70mm

Código de producto:

33112075 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII,

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x400mm

Código de producto:

32822142

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x420mm

Código de producto:

32822144

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x440

mm

Código de producto:

32823132

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x320mm

Código de producto:

32823134

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x340mm

Código de producto:

32823136

Descripción: Clavo

Tamaño: 5.0x75mm

Código de producto:

33112080 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII,

Tamaño: 5.0x80mm

Código de producto:

33112085 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII,

Tamaño: 5.0x85mm

Código de producto:

33112090 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen ///Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x90mm

Código de producto:

33112091 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x95mm

Código de producto:

33112092 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x100mm

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x360mm

Código de producto:

32823138

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x380mm

Código de producto:

32823140

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x400mm

Código de producto:

32823142

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x420mm

Código de producto:

32823144

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x440mm

Código de producto:

32801070

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

33112093 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x105mm

Código de producto:

33112094 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x110mm

Código de producto:

33111025 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X26mm

Código de producto:

33111030 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X30mm

Código de producto:

33111035 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X35mm

Código de producto:

33111040 Descripción:

Tornillos de bloqueo

Tamaño: 10.3x70mm NeoGen, Modelo Nro.:

Código de producto:

32801075

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x75mm

Código de producto:

32801080

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x80mm

Código de producto:

32801085

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x85mm

Código de producto:

32801090

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x90mm

Código de producto:

32801091

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño:

10.3x95mm

JSDVII, Tamaño:

4.5X40mm

Código de producto:

33111045 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X45mm

Código de producto:

33111050 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X50mm

Código de producto:

33111055 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X55mm

Código de producto:

33111060 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X60mm

Código de producto:

33111065 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

Código de producto:

32801092

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño:

10.3x100mm

Código de producto:

32801093

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño:

10.3x105mm

Código de producto:

32801094

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño:

10.3x110mm

Código de producto:

32801095

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño:

10.3x115mm

Código de producto:

32801096

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo

Nro.: JSDX, Tamaño:

10.3x120mm

Código de producto:

32806000

4.5X65mm

Código de producto:

33111070 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X70mm

Código de producto:

33111075 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVJI, Tamaño:

4.5X75mm

Código de producto:

33111080 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X80mm

Código de producto:

33111085 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X85mm

Código de producto:

33111090 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X90mm

Descripción: Tornillos de cierre, Modelo

Nro.: JGM V,

Código de producto:

32806005

Descripción: Tornillos

de cierre, Modelo

Nro.: JGM V, Tamaño:

5mm

Código de producto:

32806010

Descripción: Tornillos

de cierre, Modelo

Nro.: JGM V, Tamaño:

10mm

Código de producto:

32806015

Descripción: Tornillos

de cierre, Modelo

Nro.: JGM V, Tamaño:

15mm

Código de producto:

33112025

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x.26mm

Código de producto:

33112030

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

39470032 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 9.5

X 320mm

Código de producto:

39470034 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 9.5

X 340mm

Código de producto:

39470036 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 9.5

X 360mm

Código de producto:

39470038 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

9.5 X 380mm

Código de producto:

39470040 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 9.5

X 400mm

Código de producto:

39470042 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

9.5x420mm

Código de producto:

39470132 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Tamaño: 5.0x30mm Código de producto:

33112035

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x35mm

Código de producto:

33112040

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño:5.0x40mm

Código de producto:

33112045

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x45mm

Código de producto:

33112050

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x50mm

Código de producto:

33112055

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII.

Tamaño: 5.0x55mm

Código de producto:

Nro.: JGDI, Tamaño:

10x320mm

Código de producto:

39470134 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

10x340mm

Código de producto:

39470136 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

10x360mm

Código de producto:

39470138 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 10

x380mm

Código de producto:

39470140 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 10

400mm

Código de producto:

39470142 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

10x420mm

Código de producto:

39526432 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x320mm

33112060

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x60mm

Código de producto:

33112065

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x65mm

Código de producto:

33112070

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x70mm

Código de producto:

33112075

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x75mm

Código de producto:

33112080

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x80mm

Código de producto:

33112085

Descripción: Tornillos

Código de producto:

39526434 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x340mm

Código de producto:

39526436 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x360mm

Código de producto:

39526438 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x380mm

Código de producto:

39526440 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x400mm

Código de producto:

39526442 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x420mm

Código de producto:

39526532 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x320mm

Código de producto:

39526534 Descripción:

de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño:5.0x85mm

Código de producto:

33112090

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen

///Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x90mm

Código de producto:

33112091

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x95mm

Código de producto:

33112092

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x100mm

Código de producto:

33112093

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x105mm

Código de producto:

33112094

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x340mm

Código de producto:

39526536 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x360mm

Código de producto:

39526538 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x380mm

Código de producto:

39526540 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x400mm

Código de producto:

39526542 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x420mm

Código de producto:

30951000 Descripción:

Tapas p/clavo,

(Femoral), Modelo Nro.:

JGM III,

Código de producto:

39470226 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x110mm Código de producto: 33111025 Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X26mm

Código de producto:

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X30mm Código de producto:

33111035

33111030

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X35mm

Código de producto:

33111040

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X40mm

Código de producto:

33111045

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X45mm

8x260mm

Código de producto:

39470228 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

8x280mm

Código de producto:

39470230 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

8x300mm

Código de producto:

39470232 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

8X320mm

Código de producto:

39470234 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

8X340mm

Código de producto:

39470236 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

8X360mm

Código de producto:

39470238 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

8X380mm

Código de producto: 394
33111050 Clav
Descripción: Tornillos Nro.
de bloqueo NeoGen, 8X4
Modelo Nro.: JSDVII, Cód

Tamaño: 4.5X50mm Código de producto:

33111055

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X55mm

Código de producto:

33111060

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X60mm

Código de producto:

33111065

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X65mm

Código de producto:

33111070

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X70mm Código de producto:

33111075

39470240 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

8X400mm

Código de producto:

39470242 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

8X420mm

Código de producto:

39470326 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJO VI, Tamaño:

9X260mm

Código de producto:

39470328 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X280mm

Código de producto:

39470330 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X300mm

Código de producto:

39470332 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X320mm

Código de producto:

39470334 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVJI,

Tamaño: 4.5X75mm

Código de producto:

33111080

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X80mm

Código de producto:

33111085

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X85mm

Código de producto:

33111090

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X90mm

Código de producto:

39470032

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 9.5 X

320mm

Código de producto:

39470034

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X340mm

Código de producto:

39470336 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI,

Tamaño: 9X360mm

Código de producto:

39470338 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X380mm

Código de producto:

39470340 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X400mm

Código de producto:

39470342 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X420mm

Código de producto:

39470426 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X260mm

Código de producto:

39470428 Descripción:

Clavo p/tibia , Modelo

Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X280mm

JGDI, Tamaño: 9.5 X

340mm

Código de producto:

39470036

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 9.5 X

360mm

Código de producto:

39470038

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 9.5 X

380mm

Código de producto:

39470040

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 9.5 X

400mm

Código de producto:

39470042

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

9.5x420mm

Código de producto:

39470132

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

10x320mm

Código de producto:

39470430 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X300mm

Código de producto:

39470432 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X320mm

Código de producto:

39470434 Descripción:

Clavo p/tibia , Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X 340mm

Código de producto:

39470436 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X 360mm

Código de producto:

39470438 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X 380mm

Código de producto:

39470440 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X 400mm

Código de producto:

39470442 Descripción:

Código de producto:

39470134

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

10x340mm

Código de producto:

39470136

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

10x360mm

Código de producto:

39470138

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 10

x380mm

Código de producto:

39470140

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 10

400mm

Código de producto:

39470142

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

10x420mm

Código de producto:

39526432

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X 420mm

Código de producto:

39470526 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X 260mm

Código de producto:

39470528 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X 280mm

Código de producto:

39470530 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X 300mm

Código de producto:

39470532 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X 320mm

Código de producto:

39470534 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 x 340mm

Código de producto:

39470536 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

11x320mm

Código de producto:

39526434

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

11x340mm

Código de producto:

39526436

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

11x360mm

Código de producto:

39526438

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

11x380mm

Código de producto:

39526440

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

11x400mm

Código de producto:

39526442

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

11 x 360mm

Código de producto:

39470538 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X 380mm

Código de producto:

39470540 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño: 11

X400mm

Código de producto:

39470542 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X420mm

Código de producto:

30950000 Descripción:

Clavo de cierre (Tibia),

Modelo Nro.: JGMII,

Código de producto:

39470622 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGOV,

Tamaño: 9.5X220mm

Código de producto:

39470624 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 240mm

Código de producto:

39470626 Descripción:

JGDI, Tamaño:

11x420mm

Código de producto:

39526532

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

12x320mm

Código de producto:

39526534

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

12x340mm

Código de producto:

39526536

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

12x360mm

Código de producto:

39526538

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

12x380mm

Código de producto:

39526540

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

12x400mm

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 260mm

Código de producto:

39470628 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 280mm

Código de producto:

39470630 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 300mm

Código de producto:

39470632 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 320mm

Código de producto:

39470634 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 340mm

Código de producto:

39470636 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 360mm

Código de producto:

39470722 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGOV,

Código de producto:

39526542

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

12x420mm

Código de producto:

30951000

Descripción: Tapas

p/clavo, (Femoral),

Modelo Nro.: JGM III,

Código de producto:

39470226

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8x260mm

Código de producto:

39470228

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8x280mm

Código de producto:

39470230

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8x300mm

Código de producto:

39470232

Descripción: Clavo

Tamaño: 10X220mm

Código de producto:

39470724 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10X240mm

Código de producto:

39470726 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10X260mm

Código de producto:

39470728 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10X280mm

Código de producto:

39470730 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10x300mm

Código de producto:

39470732 Descripción:

Clavo retrógrado ///

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10 X 320mm

Código de producto:

39470734 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10x340mm

p/tibia, Modelo Nro.: 39470736 Descripción:

JJD VI, Tamaño: Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10x360mm

39470234 Código de producto:

39470822 Descripción:

p/tibia, Modelo Nro.: Clavo retrógrado,

JJD VI, Tamaño: Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11x220mm

Código de producto:

39470824 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11x240mm

Código de producto:

39470826 Descripción:

Clavo retrógrado,

Descripción: Clavo Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 260mm

Código de producto:

39470828 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 280mm

Código de producto:

39470830 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 300mm

Código de producto:

39470832 Descripción:

Clavo retrógrado,

8X320mm

Código de producto:

Descripción: Clavo

8X340mm

Código de producto:

39470236

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8X360mm

Código de producto:

39470238

p/tibia, Modelo

Nro.:JJD VI, Tamaño:

8X380mm

Código de producto:

39470240

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8X400mm

Código de producto:

39470242

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8X420mm

Código de producto:

39470326

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJO VI, Tamaño:

9X260mm

Código de producto:

39470328

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X280mm

Código de producto:

39470330

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X300mm

Código de producto:

39470332

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X320mm

Código de producto:

39470334

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X340mm

Código de producto:

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 320mm

Código de producto:

39470834 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11x340mm

Código de producto:

39470836 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11x360mm

Código de producto:

39470922 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x220mm

Código de producto:

39470924 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x240mm

Código de producto:

39470926 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x260mm

Código de producto:

39470928 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x280mm

39470336

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI,

Tamaño: 9X360mm

Código de producto:

39470338

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI. Tamaño:

9X380mm

Código de producto:

39470340

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X400mm

Código de producto:

39470342

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X420mm

Código de producto:

39470426

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI,

Tamaño: 10X260mm

Código de producto:

39470428

Descripción: Clavo

Código de producto:

39470930 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x300mm

Código de producto:

39470932 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x320mm

Código de producto:

39470934 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12X 340mm

Código de producto:

39470936 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12X 360mm

Código de producto:

30953000 Descripción:

Clavos de cierre,

(Retrógrados), Modelo

Nro.: JGMIV.

Código de producto:

32808000 Descripción:

Tapa de cierre

bloqueable AR NeoGen

Medida: 0mm Modelo:

JGM V

p/tibia , Modelo Nro.:

JJD VI,

Tamaño: 10X280mm

Código de producto:

39470430

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

10X300mm

Código de producto:

39470432

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI,

Tamaño: 10X320mm

Código de producto:

39470434

Descripción: Clavo

p/tibia , Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño: 10X

340mm

Código de producto:

39470436

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño: 10X

360mm

Código de producto:

39470438

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño: 10X

32808005 Descripción:

Tapa de cierre

bloqueable AR NeoGen

Medida: 5mm Modelo:

JGM V

Código de producto:

32808010 Descripción:

Tapa de cierre

bloqueable AR NeoGen

Medida: 10mm Modelo:

JGM V

Código de producto:

32808015 Descripción:

Tapa de cierre

bloqueable AR NeoGen 1

Medida: 5mm Modelo:

JGM V

Instrumental quirúrgico

380mm

Código de producto:

39470440

Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 10X

400mm

Código de producto:

39470442

Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 10X

420mm

Código de producto:

39470526

Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 X

260mm

Código de producto:

39470528

Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 X

280mm

Código de producto: 39470530 Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI,

Tamaño: 11 X 300mm Código de producto:

39470532

Descripción: Clavo p/

tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 X

320mm

Código de producto:

39470534

Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 x

340mm

Código de producto:

39470536

Descripción: Clavo p/

tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 x

360mm

Código de producto:

39470538

Descripción: Clavo p/

tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 X

380mm

Código de producto:

39470540

Descripción: Clavo p/

tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11

X400mm

Código de producto:

39470542

Descripción: Clavo p/

tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11

X420mm

Código de producto:

30950000

Descripción: Clavo de cierre (Tibia), Modelo

Nro.: JGMII,

Código de producto:

39470622

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGOV, Tamaño:

9.5X220mm

Código de producto:

39470624

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 240mm

Código de producto:

39470626

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 260mm

Código de producto:

39470628

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 280mm

39470630

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 300mm

Código de producto:

39470632

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 320mm

Código de producto:

39470634

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 340mm

Código de producto:

39470636

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 360mm

Código de producto:

39470722

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGOV, Tamaño:

10X220mm

Código de producto:

39470724

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10X240mm

Código de producto:

39470726

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10X260mm

Código de producto:

39470728

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10X280mm

Código de producto:

39470730

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10x300mm

Código de producto:

39470732

Descripción: Clavo

retrógrado /// Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10 X 320mm

Código de producto:

39470734

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10x340mm

Código de producto:

39470736

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10x360mm

Código de producto:

39470822

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11x220mm

Código de producto:

39470824

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11x240mm

Código de producto:

39470826

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11 X 260mm

Código de producto:

39470828

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11 X 280mm

39470830

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11 X 300mm

Código de producto:

39470832

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11 X 320mm

Código de producto:

39470834

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11x340mm

Código de producto:

39470836

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11x360mm

Código de producto:

39470922

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x220mm

Código de producto:

39470924

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x240mm

Código de producto:

39470926

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x260mm

Código de producto:

39470928

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x280mm

Código de producto:

39470930

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x300mm

Código de producto:

39470932

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x320mm

Código de producto:

39470934

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

	12X 340mm	
	Código de producto:	
	39470936	
	Descripción: Clavo	
	retrógrado, Modelo	
	Nro.: JGDV, Tamaño:	
	12X 360mm	
	Código de producto:	
	30953000	
	Descripción: Clavos de	
	cierre, (Retrógrados),	
	Modelo Nro.: JGMIV.	
	Instrumental	
	quirúrgico	
Indicaciones de	Código de producto:	Código de producto:
Uso	33101232	33101232 Descripción:
	Descripción: Clavos	Clavos femorales
	femorales NeoGen,	NeoGen, izq., Modelo
	izq., Modelo Nro.:	Nro.: JGDII, Tamaño:
	JGDII, Tamaño:	9.5X320mm
	9.5X320mm	Código de producto:
	Código de producto:	33101234 Descripción:
	33101234	Clavos femorales
	Descripción: Clavos	NeoGen, izq., Modelo
	femorales NeoGen,	Nro.: JGDII, Tamaño:
	izq., Modelo Nro.:	9.5X340mm
	JGDII, Tamaño:	Código de producto:
	9.5X340mm	33101236 Descripción:
	Código de producto:	Clavos femorales
	33101236	NeoGen, izq., Modelo
	Descripción: Clavos	Nro.: JGDII,

femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.:
JGDII,

Tamaño: 9.5X360mm

Código de producto: 33101238

Descripción: Clavos femorales NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño:

Código de producto:

33101240

9.5X380mm

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

9.5X400mm

Código de producto:

33101242

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII,

Tamaño: 9.5X420mm

Código de producto:

33101244

Descripción: Clavos femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

Tamaño: 9.5X360mm

Código de producto:

33101238 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

9.5X380mm

Código de producto:

33101240 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

9.5X400mm

Código de producto:

33101242 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII,

Tamaño: 9.5X420mm

Código de producto:

33101244 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII,

Tamaño: 9.5X440mm

Código de producto:

33102232 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X320mm

JGDII,	33102234 Descripción:
Tamaño: 9.5X440mm	Clavos femorales
	NeoGen, izq., Modelo
Código de producto:	Nro.: JGDII, Tamaño:
33102232	10X340mm
Descripción: Clavos	Código de producto:
femorales NeoGen,	33102236 Descripción:
izq., Modelo Nro.:	Clavos femorales
JGDII, Tamaño:	NeoGen, izq., Modelo
10X320mm	Nro.: JGDII, Tamaño:
Código de producto:	10X360mm
33102234	Código de producto:
Descripción: Clavos	33102238 Descripción:
femorales NeoGen,	Clavos femorales
izq., Modelo Nro.:	NeoGen, izq., Modelo
JGDII, Tamaño:	Nro.: JGDII, Tamaño:
10X340mm	10X380mm
Código de producto:	Código de producto:
33102236	33102240 Descripción:
Descripción: Clavos	Clavos femorales
femorales NeoGen,	NeoGen, izq., Modelo
izq., Modelo Nro.:	Nro.: JGDII, Tamaño:
JGDII, Tamaño:	10X400mm
10X360mm	Código de producto:
Código de producto:	33102242 Descripción:
33102238	Clavos femorales
Descripción: Clavos	NeoGen, izq., Modelo
femorales NeoGen,	Nro.: JGDII, Tamaño:
izq., Modelo Nro.:	10X420mm
JGDII, Tamaño:	Código de producto:
10X380mm	33102244 Descripción:

Clavos femorales

33102240

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X400mm

Código de producto:

33102242

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X420mm

Código de producto:

33102244

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X440mm

Código de producto:

33103232

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X320mm

Código de producto:

33103234

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X440mm

Código de producto:

33103232 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X320mm

Código de producto:

33103234 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X340mm

Código de producto:

33103236 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X360mm

Código de producto:

33103238 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X380mm

Código de producto:

33103240 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

JGDII, Tamaño: 11

11X340mm

Código de producto:

33103236

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X360mm

Código de producto:

33103238

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X380mm

Código de producto:

33103240

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X400mm

Código de producto:

33103242

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X420mm

Código de producto:

33103244

11X400mm

Código de producto:

33103242 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X420mm

Código de producto:

33103244 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X440mm

Código de producto:

33104232 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X320mm

Código de producto:

33104234 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X340mm

Código de producto:

33104236 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, izq., Modelo

Nro.:JGDII, Tamaño:

12X360mm

Descripción: Clavos 33104238 Descripción:

femorales NeoGen, Clavos femorales

izq., Modelo Nro.: NeoGen, izq., Modelo

JGDII, Tamaño: Nro.: JGDII, Tamaño:

11X440mm | 12X380mm

Código de producto: Código de producto:

33104232 33104240 Descripción:

Descripción: Clavos | Clavos femorales

femorales NeoGen, NeoGen, izq., Modelo

izq., Modelo Nro.: Nro.: JGDII, Tamaño:

JGDII, Tamaño: 12X400mm

12X320mm Código de producto:

Código de producto: 33104242 Descripción:

33104234 Clavos femorales

Descripción: Clavos NeoGen, izq., Modelo

femorales NeoGen, Nro.: JGDII, Tamaño:

izq., Modelo Nro.: 12X420mm

JGDII, Tamaño: Código de producto:

12X340mm | 33104244 Descripción:

Código de producto: Clavos femorales

33104236 NeoGen, izq., Modelo

Descripción: Clavos Nro.:JGDII, Tamaño:

femorales NeoGen, 12X440mm

izq., Modelo Código de producto:

Nro.: JGDII, Tamaño: 33101132 Descripción:

12X360mm Clavos femorales

Código de producto: | NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

Descripción: Clavos 9.5X320mm

33104238

JGDII, Tamaño:

femorales NeoGen, Código de producto:

izq., Modelo Nro.: 33101134 Descripción:

Clavos femorales

12X380mm

Código de producto:

33104240

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X400mm

Código de producto:

33104242

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X420mm

Código de producto:

33104244

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

izq., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X440mm

Código de producto:

33101132

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

9.5X320mm

Código de producto:

33101134

Descripción: Clavos

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

9.5X340mm

Código de producto:

33101136 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

9.5X360mm

Código de producto:

33101138 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII,

Tamaño: 9.5X380mm

Código de producto:

33101140 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII,

Tamaño: 9.5X400mm

Código de producto:

33101142 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII,

Tamaño: 9.5X420mm

Código de producto:

33101144 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII,

femorales NeoGen, der., Modelo Nro.: JGDII, Tamaño:

9.5X340mm

Código de producto:

33101136

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

9.5X360mm

Código de producto:

33101138

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII.

Tamaño: 9.5X380mm

Código de producto:

33101140

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII,

Tamaño: 9.5X400mm

Código de producto:

33101142

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII.

Tamaño: 9.5X420mm

Tamaño: 9.5X440mm

Código de producto:

33102132 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X320mm

Código de producto:

33102134 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X340mm

Código de producto:

33102136 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X360mm

Código de producto:

33102138 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII Tamaño:

10X380mm

Código de producto:

33102140 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X400mm

Código de producto:

33101144

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII,

Tamaño: 9.5X440mm

Código de producto:

33102132

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X320mm

Código de producto:

33102134

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X340mm

Código de producto:

33102136

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X360mm

Código de producto:

33102138

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

33102142 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X420mm

Código de producto:

33102144 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

10X440mm

Código de producto:

33103132 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X320mm

Código de producto:

33103134 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X340mm

Código de producto:

33103136 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X360mm

Código de producto:

33103138 Descripción:

Clavos femorales

der., Modelo Nro.: NeoGe

JGDII Tamaño:

10X380mm

Código de producto:

33102140

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X400mm

Código de producto:

33102142

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X420mm

Código de producto:

33102144

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

10X440mm

Código de producto:

33103132

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X320mm

Código de producto:

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X380mm

Código de producto:

33103140 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X400mm

Código de producto:

33103142 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X420mm

Código de producto:

33103144 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X440mm

Código de producto:

33104132 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X320mm

Código de producto:

33104134 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDIJ, Tamaño:

33103134

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

11X340mm

Código de producto:

33103136

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X360mm

Código de producto:

33103138

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X380mm

Código de producto:

33103140

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X400mm

Código de producto:

33103142

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

12X340mm

Código de producto:

33104136 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X360mm

Código de producto:

33104138 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X380mm

Código de producto:

33104140 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X400mm

Código de producto:

33104142 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X420mm

Código de producto:

33104144 Descripción:

Clavos femorales

NeoGen, der., Modelo

Nro.: JGDII, Tamaño:

12X440mm

JGDII, Tamaño:

11X420mm

Código de producto:

33103144

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

11X440mm

Código de producto:

33104132

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X320mm

Código de producto:

33104134

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDIJ, Tamaño:

12X340mm

Código de producto:

33104136

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X360mm

Código de producto:

33104138

33111025 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X26mm

Código de producto:

33111030 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X30mm

Código de producto:

33111035 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X35mm

Código de producto:

33111040 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X40mm

Código de producto:

33111045 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X45mm

Código de producto:

33111050 Descripción:

Tornillos de bloqueo

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X380mm

Código de producto:

33104140

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X400mm

Código de producto:

33104142

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X420mm

Código de producto:

33104144

Descripción: Clavos

femorales NeoGen,

der., Modelo Nro.:

JGDII, Tamaño:

12X440mm

Código de producto:

33111025

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII.

Tamaño: 4.5X26mm

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X50mm

Código de producto:

33111055 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X55mm

Código de producto:

33111060 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X60mm

Código de producto:

33111065 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X65mm

Código de producto:

33111070 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X70mm

Código de producto:

33111075 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X75mm

Código de producto:

33111030

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X30mm

Código de producto:

33111035

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X35mm

Código de producto:

33111040

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X40mm

Código de producto:

33111045

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X45mm

Código de producto:

33111050

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X50mm

Código de producto:

33111055

Código de producto:

33111080 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X80mm

Código de producto:

33111085 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X85mm

Código de producto:

33111090 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X90mm

Código de producto:

33112025 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X26mm

Código de producto:

33112030 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X30mm

Código de producto:

33112035 Descripción:

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X55mm

Código de producto:

33111060

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Nro.: JSDVII, Tamaño:

4.5X60mm

Código de producto:

33111065

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X65mm

Código de producto:

33111070

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X70mm

Código de producto:

33111075

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X75mm

Código de producto:

33111080

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI1, Tamaño:

5X35mm

Código de producto:

33112040 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X40mm

Código de producto:

33112045 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X45mm

Código de producto:

33112050 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X50mm

Código de producto:

33112055 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVJI, Tamaño:

5X55mm

Código de producto:

33112060 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X80mm

Código de producto:

33111085

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X85mm

Código de producto:

33111090

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X90mm

Código de producto:

33112025

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X26mm

Código de producto:

33112030

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X30mm

Código de producto:

33112035

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVI1.

Tamaño: 5X35mm

JSDVII, Tamaño:

5X60mm

Código de producto:

33112065 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X65mm

Código de producto:

33112070 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X70mm

Código de producto:

33112075 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X75mm

Código de producto:

33112080 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X80mm

Código de producto:

33112085 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X85mm

Código de producto:

33112040

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X40mm

Código de producto:

33112045

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII.

Tamaño: 5X45mm

Código de producto:

33112050

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X50mm

Código de producto:

33112055

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVJI,

Tamaño: 5X55mm

Código de producto:

33112060

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII.

Tamaño: 5X60mm

Código de producto:

33112065

Código de producto:

33112090 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVH, Tamaño:

5X90mm

Código de producto:

33112091 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X95mm

Código de producto:

33112092 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5X100mm

Código de producto:

33113065 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X65mm

Código de producto:

33113070 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X70mm

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X65mm

Código de producto:

33112070

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X70mm

Código de producto:

33112075

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 5X75mm

Código de producto:

33112080

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X80mm

Código de producto:

33112085

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X85mm

Código de producto:

33112090

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Código de producto:

33113075 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 1 1 Tamaño:

6.3X75mm

Código de producto:

33113080 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X80mm

Código de producto:

33113085 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo

Nro.:JSDVIII Tamaño:

6.3X85mm

Código de producto:

33113090 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X90mm

Código de producto:

33113091 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

Modelo Nro.: JSDVH,

Tamaño: 5X90mm

Código de producto:

33112091

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X95mm

Código de producto:

33112092

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5X100mm

Código de producto:

33113065

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X65mm

Código de producto:

33113070

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X70mm

Código de producto:

33113075

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X95mm

Código de producto:

33113092 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X100mm

Código de producto:

33113093 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X105mm

Código de producto:

33113094 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X110mm

Código de producto:

33113095 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X115mm

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 1 1 Tamaño:

6.3X75mm

Código de producto:

33113080

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X80mm

Código de producto:

33113085

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo

Nro.: JSDVIII Tamaño:

6.3X85mm

Código de producto:

33113090

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X90mm

Código de producto:

33113091

33113096 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X120mm

Código de producto:

33113097 Descripción:

Tornillos de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X125mm

Código de producto:

33110000 Descripción:

Tapas de clavos

(femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM

Código de producto:

33110005 Descripción:

Tapas de clavos

(femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM,

Tamaño: Ø13,+5

Código de producto:

33110010 Descripción:

Tapas de clavos

(femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM,

Tamaño: Ø13,+10

Código de producto:

33110015 Descripción:

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X95mm

Código de producto:

33113092

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X100mm

Código de producto:

33113093

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X105mm

Código de producto:

33113094

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X110mm

Código de producto:

33113095

Tapas de clavos

(femorales) NeoGen,

Modelo Nro.: JGM,

Tamaño: Ø13, +15

Código de producto:

33140026 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X260mm

Código de producto:

33140028 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X280mm

Código de producto:

33140030 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X300mm

Código de producto:

33140032 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X320mm

Código de producto:

33140034 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X340mm

Código de producto:

33140036 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVI 11 Tamaño:

6.3X115mm

Código de producto:

33113096

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X120mm

Código de producto:

33113097

Descripción: Tornillos

de bloqueo

p/reconstrucción

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVIII Tamaño:

6.3X125mm

Código de producto:

33110000

Descripción: Tapas de

clavos (femorales)

NeoGen, Modelo Nro.:

JGM

Código de producto:

33110005

Descripción: Tapas de

clavos (femorales)

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X360mm

Código de producto:

33140038 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X380mm

Código de producto:

33140040 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X400mm

Código de producto:

33140042 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X420mm

Código de producto:

33141026 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X260mm

Código de producto:

33141028 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X280mm

Código de producto:

33141030 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: IIDV.

Tamaño: 9X300mm

NeoGen, Modelo Nro.: JGM, Tamaño: Ø13,+5 Código de producto:

33110010

Descripción: Tapas de clavos (femorales)

NeoGen, Modelo Nro.:

JGM, Tamaño:

 $\emptyset 13, +10$

Código de producto:

33110015

Descripción: Tapas de

clavos (femorales)

NeoGen, Modelo Nro.:

JGM, Tamaño:

 $\emptyset 13, +15$

Código de producto:

33140026

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X260mm

Código de producto:

33140028

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X280mm

Código de producto:

33140030

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Código de producto:

33141032 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X320mm

Código de producto:

33141034 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X340mm

Código de producto:

33141036 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X360mm

Código de producto:

33141038 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X380mm

Código de producto:

33141040 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X400mm

Código de producto:

33141042 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X420mm

Código de producto:

33142026 Descripción:

Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 8.3X300mm Código de producto:

33140032

Descripción: Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X320mm

Código de producto:

33140034

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X340mm

Código de producto:

33140036

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X360mm

Código de producto:

33140038

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X380mm

Código de producto:

33140040

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV.

Tamaño: 8.3X400mm

Clavos tibiales NeoGen.

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X260mm

Código de producto:

33142028 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X280mm

Código de producto:

33142030 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X300mm

Código de producto:

33142032 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X320mm

Código de producto:

33142034 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X340mm

Código de producto:

33142036 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X360mm

Código de producto:

33142038 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Código de producto:

33140042

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 8.3X420mm

Código de producto:

33141026

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X260mm

Código de producto:

33141028

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X280mm

Código de producto:

33141030

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: IIDV,

Tamaño: 9X300mm

Código de producto:

33141032

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X320mm

Código de producto:

33141034

Tamaño: 10X380mm

Código de producto:

33142040 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X400mm

Código de producto:

33142042 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV.

Tamaño: 10X420mm

Código de producto:

33143026 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X260mm

Código de producto:

33143028 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X280mm

Código de producto:

33143030 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X300mm

Código de producto:

33143032 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X320mm

Descripción: Clavos tibiales NeoGen, Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 9X340mm Código de producto:

33141036

Descripción: Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X360mm Código de producto:

33141038

Descripción: Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X380mm

Código de producto:

33141040

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X400mm Código de producto:

33141042

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 9X420mm

Código de producto:

33142026

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

33143034 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X340mm

Código de producto:

33143036 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X360mm

Código de producto:

33143038 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X380mm

Código de producto:

33143040 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X400mm

Código de producto:

33143042 Descripción:

Clavos tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X420mm

Código de producto:

33166260 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X260mm

Código de producto:

33166280 Descripción:

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X260mm

Código de producto:

33142028

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X280mm

Código de producto:

33142030

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X300mm

Código de producto:

33142032

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X320mm

Código de producto:

33142034

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen.

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X340mm

Código de producto:

33142036

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV.

Tamaño: 10X360mm

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X280mm

Código de producto:

33166300 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X3D0mm

Código de producto:

33166320 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X320mm

Código de producto:

33166340 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X340mm

Código de producto:

33166360 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño:

10X360mm

Código de producto:

33166380 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo

Código de producto:

33142038

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X380mm

Código de producto:

33142040

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X400mm

Código de producto:

33142042

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 10X420mm

Código de producto:

33143026

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X260mm

Código de producto:

33143028

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X280mm

Código de producto:

33143030

Nro.:JGDVII, Tamaño:

10X380mm

Código de producto:

33166400 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño:

10X400mm

Código de producto:

33166420 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

10X420mm

Código de producto:

33167260 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

11.5X260mm

Código de producto:

33167280 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

11.5X280mm

Código de producto:

33167300 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

11.5X300mm

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X300mm

Código de producto:

33143032

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X320mm

Código de producto:

33143034

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X340mm

Código de producto:

33143036

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X360mm

Código de producto:

33143038

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X380mm

Código de producto:

33143040

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Código de producto:

33167320 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII,

Tamaño: 11.5X320mm

Código de producto:

33167340 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

11.5X340mm

Código de producto:

33167360 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII,

Tamaño: 11.5X360mm

Código de producto:

33167380 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII, Tamaño:

11.5X380mm

Código de producto:

33167400 Descripción:

Clavos retrogrados

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVII,

Tamaño: 11.5X400mm

Modelo Nro.: JJDV, Tamaño: 11.5X400mm

Código de producto:

33143042

Descripción: Clavos

tibiales NeoGen,

Modelo Nro.: JJDV,

Tamaño: 11.5X420mm

Código de producto:

33166260

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X260mm

Código de producto:

33166280

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X280mm

Código de producto:

33166300

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X3D0mm

Código de producto:

33166320

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X320mm

33167420 Descripción:

Clavos retrógrados

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVII, Tamaño:

11.5X420mm

Código de producto:

33110000 Descripción:

Tapas de clavos NeoGen

(Tibia & Retrógrado),

Modelo Nro.: JGMV

viodelo IVIO.: SOIVIV

Código de producto:

33144005 Descripción:

Tapas de clavos NeoGen

(Tibia & Retrógrado),

Modelo Nro.: JGMV,

Tamaño: Ø11.5,+5

Código de producto:

33144010 Descripción:

Tapas de clavos NeoGen

(Tibia & Retrógrado),

Modelo Nro.: JGMV,

Tamaño: Ø11.5,+10

Código de producto:

33144015 Descripción:

Tapas de clavos NeoGen

(Tibia & Retrógrado),

Modelo Nro.: JGMV,

Tamaño: Ø 11.5, +15

Código de producto:

33120018 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

Modelo Nro.: JGDI11,

33166340

Descripción: Clavos retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X340mm Código de producto:

33166360

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen, Modelo Nro.:JGDVII,

Tamaño: 10X360mm

Código de producto:

33166380

Descripción: Clavos retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.:JGDVII,

Tamaño: 10X380mm

Código de producto:

33166400

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.:JGDVII,

Tamaño: 10X400mm

Código de producto:

33166420

Descripción: Clavos

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII,

Tamaño: 10X420mm

Código de producto:

33167260

Tamaño: 11X180mm

Código de producto:

33120024 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

Modelo Nro.: JGDI11,

Tamaño: 11X240mm

Código de producto:

33123075 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

tornillos tirafondos...

Modelo Nro.: JSDIX,

Tamaño: 10.5X75mm

Código de producto:

33123080 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

tornillos tirafondos.,

Modelo Nro.: JSDIX,

Tamaño: 10.5X80mm

Código de producto:

33123085 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

tornillos tirafondos.,

Modelo Nro.: JSDIX,

Tamaño: 10.5X85mm

Código de producto:

33123090 Descripción:

Clavos GAMMA NeoGen,

tornillos tirafondos.,

Modelo Nro.: JSDIX,

Tamaño: 10.5X90mm

Código de producto:

33123091 Descripción:

Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X260mm Código de producto: 33167280 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X280mm Código de producto: 33167300 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X300mm Código de producto: 33167320 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X320mm Código de producto: 33167340 Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X340mm Código de producto: 33167360 Descripción: Clavos

Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X95mm Código de producto: 33123092 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X100mm Código de producto: 33123093 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X105mm Código de producto: 33123094 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X110mm Código de producto: 33123095 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X115mm Código de producto: 33123096 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos.,

retrogrados NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño:11.5X360mm Código de producto: 33167380

Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.:JGDVII, Tamaño: 11.5X380mm

Código de producto: 33167400

Descripción: Clavos retrogrados NeoGen, Modelo Nro.:JGDVII,

Tamaño: 11.5X400mm

Código de producto: 33167420

Descripción: Clavos retrógrados NeoGen, Modelo Nro.: JGDVII, Tamaño: 11.5X420mm

Código de producto:

33110000

Descripción: Tapas de clavos NeoGen (Tibia & Retrógrado), Modelo

Nro.: JGMV

Código de producto:

33144005

Descripción: Tapas de clavos NeoGen (Tibia & Retrógrado), Modelo Tamaño: 10.5X120mm Código de producto: 33121000 Descripción:

Modelo Nro.: JSDIX,

Tapa p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo Nro.: JGMV, Tamaño: Ø10.3

Código de producto:

33122005 Descripción:

Tapa p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo Nro.:

JGMV, Tamaño: Ø15.5,

+5

Código de producto:

33122010 Descripción:

Tapa p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo Nro.:

JGMV, Tamaño: Ø15.5,

+10

Código de producto:

39570815 Descripción:

Tapa p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo Nro.:

JGMV, Tamaño: Ø15.5,

+15

Código de producto:

32805017 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.3x170

Código de producto:

32805020 Descripción:

Nro.: JGMV, Tamaño:

 $\emptyset 11.5, +5$

Código de producto:

33144010

Descripción: Tapas de

clavos NeoGen (Tibia

& Retrógrado), Modelo

Nro.: JGMV, Tamaño:

 $\emptyset 11.5, +10$

Código de producto:

33144015

Descripción: Tapas de

clavos NeoGen (Tibia

& Retrógrado), Modelo

Nro.: JGMV, Tamaño:

Ø 11.5, +15

Código de producto:

33120018

Descripción: Clavos

GAMMA NeoGen,

Modelo Nro.: JGDI11,

Tamaño: 11X180mm

Código de producto:

33120024

Descripción: Clavos

GAMMA NeoGen,

Modelo Nro.: JGDI11,

Tamaño: 11X240mm

Código de producto:

33123075

Descripción: Clavos

GAMMA NeoGen,

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.3x200

Código de producto:

32805024 Descripción:

Clavo AR NeoGen

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.3x240

Código de producto:

32803017 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x170

Código de producto:

32803020 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x200

Código de producto:

32803024 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x240

Código de producto:

32804017 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x170

Código de producto:

32804020 Descripción:

Clavo AR NeoGen,

Modelo Nro.: JGDVI,

tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X75mm Código de producto: 33123080 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX. Tamaño: 10.5X80mm Código de producto: 33123085 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX. Tamaño: 10.5X85mm Código de producto: 33123090 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX. Tamaño: 10.5X90mm Código de producto: 33123091

Descripción: Clavos

tornillos tirafondos.,

Modelo Nro.: JSDIX.

Código de producto:

Tamaño: 10.5X95mm

GAMMA NeoGen,

Tamaño: 11x200 Código de producto: 32804024 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 11x240 Código de producto: 39591117 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI. Tamaño: 12x1 70 Código de producto: 39591120 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x200 Código de producto: 39591124 Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 12x240 Código de producto: 32820232 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq.8. Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x320mm Código de producto: 32820234 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x340mm Código de producto:

33123092 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X100mm Código de producto: 33123093 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen. tornillos tirafondos... Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X105mm Código de producto: 33123094 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen, tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX. Tamaño: 10.5X110mm Código de producto: 33123095 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen. tornillos tirafondos., Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X115mm Código de producto: 33123096 Descripción: Clavos GAMMA NeoGen.

32820236 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGOVI, Tamaño: 9.5x360mm Código de producto: 32820238 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x380mm Código de producto: 32820240 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x400mm Código de producto: 32820242 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x420mm Código de producto: 32820244 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 9.5x440mm Código de producto: 32821232 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq., Modelo Nro.: JGDVI, Tamaño: 10x320mm Código de producto: 32821234 Descripción: Clavo AR NeoGen, izq.,

tornillos tirafondos.,

Modelo Nro.: JSDIX, Tamaño: 10.5X120mm Código de producto:

33121000

Descripción: Tapa

p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo

Nro.: JGMV, Tamaño:

Ø10.3

Código de producto:

33122005

Descripción: Tapa

p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo

Nro.: JGMV, Tamaño:

 $\emptyset 15.5, +5$

Código de producto:

33122010 Descripción:

Tapa p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo

Nro.: JGMV, Tamaño:

 $\emptyset 15.5, +10$

Código de producto:

39570815 Descripción:

Tapa p/clavos NeoGen

(GAMMA), Modelo

Nro.: JGMV, Tamaño:

 $\emptyset 15.5, +15$

Código de producto:

32805017

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x340mm

Código de producto:

32821236 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izg.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x360mm

Código de producto:

32821238 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x380mm

Código de producto:

32821240 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x400mm

Código de producto:

32821242 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x420mm

Código de producto:

32821244 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x440mm

Código de producto:

32822232 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x320mm

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.3x170

Código de producto:

32805020

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.3x200

Código de producto:

32805024

Descripción: Clavo AR

NeoGen Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

9.3x240

Código de producto:

32803017

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

10x170

Código de producto:

32803020

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

10x200

Código de producto:

32803024

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

10x240

Código de producto:

32822234 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11 x340mm

Código de producto:

32822236 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI.

Tamaño: 11 x360mm

Código de producto:

32822238 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11 x380mm

Código de producto:

32822240 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11 x400mm

Código de producto:

32822242 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x420mm

Código de producto:

32822244 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11 x440mm

Código de producto:

32823232 Descripción:

32804017

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

11x170

Código de producto:

32804020

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

11x200

Código de producto:

32804024

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño:

11x240

Código de producto:

39591117

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 12x1

70

Código de producto:

39591120

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x200

Código de producto:

39591124

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x320mm

Código de producto:

32823234 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x340mm

Código de producto:

32823236 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x360mm

Código de producto:

32823238 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x380mm

Código de producto:

32823240 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x400mm

Código de producto:

32823242 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x420mm

Código de producto:

32823244 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.:JGDVI,

Descripción: Clavo AR NeoGen, Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x240

Código de producto:

32820232

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq.8. Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x320mm

Código de producto:

32820234

Descripción: Clavo AR

NeoGen , izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x340mm

Código de producto:

32820236

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGOVI, Tamaño:

9.5x360mm

Código de producto:

32820238

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x380mm

Código de producto:

32820240

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Tamaño: 12x440mm

Código de producto:

32820132 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x320mm

Código de producto:

32820134 Descripción:

Clavo AR NeoGen, izq.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x340mm

Código de producto:

32820136 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x360mm

Código de producto:

32820138 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x380mm

Código de producto:

32820140 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.:JGDVI,

Tamaño: 9.5x400mm

Código de producto:

32820142 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x420mm

Código de producto:

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x400mm

Código de producto:

32820242

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x420mm

Código de producto:

32820244

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x440mm

Código de producto:

32821232

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x320mm

Código de producto:

32821234

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x340mm

Código de producto:

32821236

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x360mm

32820144 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 9.5x440mm

Código de producto:

32821132 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x320mm

Código de producto:

32821134 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x340mm

Código de producto:

32821136 Descripción:

Clavo AR NeoGen, Der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x360mm

Código de producto:

32821138 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x380mm

Código de producto:

32821140 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x400mm

Código de producto:

32821142 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

32821238

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x380mm

Código de producto:

32821240

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x400mm

Código de producto:

32821242

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x420mm

Código de producto:

32821244

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x440mm

Código de producto:

32822232

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11x320mm

Código de producto:

32822234

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x420mm

Código de producto:

32821144 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x440mm

Código de producto:

32822132 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x320mm

Código de producto:

32822134 Descripción:

'

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x340mm

Código de producto:

32822136 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x360mm

Código de producto:

32822138 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x380mm

Código de producto:

32822140 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x400mm

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11 x340mm

Código de producto:

32822236

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11 x360mm

Código de producto:

32822238

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11 x380mm

Código de producto:

32822240

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11 x400mm

Código de producto:

32822242

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11x420mm

Código de producto:

32822244

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Código de producto:

32822142 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x420mm

Código de producto:

32822144 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x440m

m

Código de producto:

32823132 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x320mm

Código de producto:

32823134 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x340mm

Código de producto:

32823136 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x360mm

Código de producto:

32823138 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x380mm

Código de producto:

Nro.: JGDVI, Tamaño:

11 x440mm

Código de producto:

32823232

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x320mm

Código de producto:

32823234

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x340mm

Código de producto:

32823236

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x360mm

Código de producto:

32823238

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x380mm

Código de producto:

32823240

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x400mm

32823140 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x400mm

Código de producto:

32823142 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x420mm

Código de producto:

32823144 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x440mm

Código de producto:

32801070 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x70mm

Código de producto:

32801075 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x75mm

Código de producto:

32801080 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x80mm

Código de producto:

32801085 Descripción:

32823242

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

12x420mm

Código de producto:

32823244

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.:JGDVI, Tamaño:

12x440mm

Código de producto:

32820132

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x320mm

Código de producto:

32820134

Descripción: Clavo AR

NeoGen, izq., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x340mm

Código de producto:

32820136

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x360mm

Código de producto:

32820138

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x85mm

Código de producto:

32801090 Descripción:

Clavo NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x90mm

Código de producto:

32801091 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x95mm

Código de producto:

32801092 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x100mm

Código de producto:

32801093 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x105mm

Código de producto:

32801094 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x110mm

Código de producto:

32801095 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Modelo Nro.: JSDX,

Descripción: Clavo AR NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x380mm

Código de producto:

32820140

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.:JGDVI, Tamaño:

9.5x400mm

Código de producto:

32820142

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x420mm

Código de producto:

32820144

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

9.5x440mm

Código de producto:

32821132

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x320mm

Código de producto:

32821134

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Tamaño: 10.3x115mm

Código de producto:

32801096 Descripción:

Hoja AR NeoGen,

Modelo Nro.: JSDX,

Tamaño: 10.3x120mm

Código de producto:

32806000 Descripción:

Tornillos de cierre,

Modelo Nro.: JGM V,

Código de producto:

32806005 Descripción:

Tornillos de cierre,

Modelo Nro.: JGM V,

Tamaño: 5mm

Código de producto:

32806010 Descripción:

Tornillos de cierre,

Modelo Nro.: JGM V,

Tamaño: 10mm

Código de producto:

32806015 Descripción:

Tornillos de cierre,

Modelo Nro.: JGM V,

Tamaño: 15mm

Código de producto:

33112025 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x.26mm

Código de producto:

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x340mm

Código de producto:

32821136

Descripción: Clavo AR

NeoGen, Der., Modelo

Nro.: JGDVI, Tamaño:

10x360mm

Código de producto:

32821138

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x380mm

Código de producto:

32821140

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x400mm

Código de producto:

32821142

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10x420mm

Código de producto:

32821144

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI.

Tamaño: 10x440mm

33112030 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x30mm

Código de producto:

33112035 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x35mm

Código de producto:

33112040 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII,

Tamaño: 5.0x40mm

Código de producto:

33112045 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x45mm

Código de producto:

33112050 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x50mm

Código de producto:

33112055 Descripción:

Tornillos de bloqueo

32822132

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x320mm

Código de producto:

32822134

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI.

Tamaño: 11x340mm

Código de producto:

32822136

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x360mm

Código de producto:

32822138

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x380mm

Código de producto:

32822140

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x400mm

Código de producto:

32822142

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x55mm

Código de producto:

33112060 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x60mm

Código de producto:

33112065 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x65mm

Código de producto:

33112070 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x70mm

Código de producto:

33112075 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII,

Tamaño: 5.0x75mm

Código de producto:

33112080 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII,

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 11x420mm

Código de producto:

32822144

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.:

JGDVI, Tamaño: 11x440

mm

Código de producto:

32823132

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x320mm

Código de producto:

32823134

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x340mm

Código de producto:

32823136

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 12x360mm

Código de producto:

32823138

Descripción: Clavo

Tamaño: 5.0x80mm

Código de producto:

33112085 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII,

Tamaño: 5.0x85mm

Código de producto:

33112090 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen ///Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x90mm

Código de producto:

33112091 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x95mm

Código de producto:

33112092 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x100mm

Código de producto:

33112093 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

5.0x105mm

Código de producto:

NeoGen AR. der., 33112094 Descripción: Modelo Nro.: JGDVI, Tornillos de bloqueo Tamaño: 12x380mm NeoGen, Modelo Nro.: Código de producto: JSDVII, Tamaño: 32823140 5.0x110mm Descripción: Clavo Código de producto: NeoGen AR. der., 33111025 Descripción: Modelo Nro.: JGDVI, Tornillos de bloqueo Tamaño: 12x400mm NeoGen, Modelo Nro.: Código de producto: JSDVII, Tamaño: 32823142 4.5X26mm Descripción: Clavo Código de producto: NeoGen AR. der., 33111030 Descripción: Modelo Nro.: JGDVI, Tornillos de bloqueo Tamaño: 12x420mm NeoGen, Modelo Nro.: Código de producto: JSDVII, Tamaño: 32823144 4.5X30mm Descripción: Clavo Código de producto: NeoGen AR. der., 33111035 Descripción: Modelo Nro.: JGDVI, Tornillos de bloqueo Tamaño: 12x440mm NeoGen, Modelo Nro.: Código de producto: JSDVII, Tamaño: 32801070 4.5X35mm Descripción: Clavo Código de producto: NeoGen AR. der., 33111040 Descripción: Modelo Nro.: JGDVI, Tornillos de bloqueo Tamaño: 10.3x70mm NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: Código de producto: 4.5X40mm 32801075 Código de producto:

33111045 Descripción:

Tornillos de bloqueo

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x75mm

Código de producto:

32801080

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x80mm

Código de producto:

32801085

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x85mm

Código de producto:

32801090

Descripción: Clavo

NeoGen AR. der.,

Modelo Nro.: JGDVI,

Tamaño: 10.3x90mm

Código de producto:

32801091

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño:

10.3x95mm

Código de producto:

32801092

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño:

10.3x100mm

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X45mm

Código de producto:

33111050 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X50mm

Código de producto:

33111055 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X55mm

Código de producto:

33111060 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X60mm

Código de producto:

33111065 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X65mm

Código de producto:

33111070 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

32801093

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño:

10.3x105mm

Código de producto:

32801094

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño:

10.3x110mm

Código de producto:

32801095

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDX, Tamaño:

10.3x115mm

Código de producto:

32801096

Descripción: Hoja AR

NeoGen, Modelo

Nro.: JSDX, Tamaño:

10.3x120mm

Código de producto:

32806000

Descripción: Tornillos

de cierre, Modelo

Nro.: JGM V,

Código de producto:

32806005

Descripción: Tornillos

4.5X70mm

Código de producto:

33111075 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVJI, Tamaño:

4.5X75mm

Código de producto:

33111080 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X80mm

Código de producto:

33111085 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X85mm

Código de producto:

33111090 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

JSDVII, Tamaño:

4.5X90mm

Código de producto:

39470032 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 9.5

X 320mm

Código de producto:

39470034 Descripción:

de cierre, Modelo

Nro.: JGM V, Tamaño:

5mm

Código de producto:

32806010

Descripción: Tornillos

de cierre, Modelo

Nro.: JGM V, Tamaño:

10mm

Código de producto:

32806015

Descripción: Tornillos

de cierre, Modelo

Nro.: JGM V, Tamaño:

15mm

Código de producto:

33112025

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x.26mm

Código de producto:

33112030

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x30mm

Código de producto:

33112035

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 9.5

X 340mm

Código de producto:

39470036 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 9.5

X 360mm

Código de producto:

39470038 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

9.5 X 380mm

Código de producto:

39470040 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 9.5

X 400mm

Código de producto:

39470042 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

9.5x420mm

Código de producto:

39470132 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

10x320mm

Código de producto:

39470134 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

Tamaño: 5.0x35mm Código de producto:

33112040

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x40mm Código de producto:

33112045

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x45mm

Código de producto:

33112050

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x50mm

Código de producto:

33112055

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x55mm

Código de producto:

33112060

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x60mm Código de producto: 10x340mm

Código de producto:

39470136 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

10x360mm

Código de producto:

39470138 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 10

x380mm

Código de producto:

39470140 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño: 10

400mm

Código de producto:

39470142 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

10x420mm

Código de producto:

39526432 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x320mm

Código de producto:

39526434 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x340mm

Código de producto:

33112065

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x65mm

Código de producto:

33112070

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x70mm

Código de producto:

33112075

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x75mm

Código de producto:

33112080

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x80mm

Código de producto:

33112085

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x85mm

Código de producto:

33112090

Descripción: Tornillos

39526436 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x360mm

Código de producto:

39526438 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x380mm

Código de producto:

39526440 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x400mm

Código de producto:

39526442 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

11x420mm

Código de producto:

39526532 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x320mm

Código de producto:

39526534 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x340mm

Código de producto:

39526536 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

de bloqueo NeoGen ///Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño:

5.0x90mm

Código de producto:

33112091

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x95mm

Código de producto:

33112092

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 5.0x100mm

Código de producto:

33112093

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x105mm

Código de producto:

33112094

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 5.0x110mm

Código de producto: 33111025 Descripción:

Tornillos de bloqueo

NeoGen, Modelo Nro.:

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x360mm

Código de producto:

39526538 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x380mm

Código de producto:

39526540 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x400mm

Código de producto:

39526542 Descripción:

Clavo femoral, Modelo

Nro.: JGDI, Tamaño:

12x420mm

Código de producto:

30951000 Descripción:

Tapas p/clavo,

(Femoral), Modelo Nro.:

JGM III,

Código de producto:

39470226 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

8x260mm

Código de producto:

39470228 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

8x280mm

JSDVII, Tamaño: Código de producto: 4.5X26mm 39470230 Descripción: Código de producto: Clavo p/tibia, Modelo 33111030 Nro.: JJD VI, Tamaño: Descripción: Tornillos 8x300mm de bloqueo NeoGen, Código de producto: Modelo Nro.: JSDVII, 39470232 Descripción: Tamaño: 4.5X30mm Clavo p/tibia, Modelo Código de producto: Nro.: JJD VI, Tamaño: 33111035 8X320mm Descripción: Tornillos Código de producto: de bloqueo NeoGen, 39470234 Descripción: Modelo Nro.: JSDVII, Clavo p/tibia, Modelo Tamaño: 4.5X35mm Nro.: JJD VI, Tamaño: Código de producto: 8X340mm 33111040 Código de producto: Descripción: Tornillos 39470236 Descripción: de bloqueo NeoGen, Clavo p/tibia, Modelo Modelo Nro.: JSDVII, Nro.: JJD VI, Tamaño: Tamaño: 4.5X40mm 8X360mm Código de producto: Código de producto: 33111045 39470238 Descripción: Descripción: Tornillos Clavo p/tibia, Modelo de bloqueo NeoGen, Nro.:JJD VI, Tamaño: Modelo Nro.: JSDVII, 8X380mm Tamaño: 4.5X45mm Código de producto: Código de producto: 39470240 Descripción: 33111050 Clavo p/tibia, Modelo Descripción: Tornillos Nro.: JJD VI, Tamaño:

8X400mm

Código de producto:

39470242 Descripción:

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII.

Tamaño: 4.5X50mm

33111055

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X55mm

Código de producto:

33111060

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X60mm

Código de producto:

33111065

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X65mm

Código de producto:

33111070

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X70mm

Código de producto:

33111075

Descripción: Tornillos

de bloqueo NeoGen,

Modelo Nro.: JSDVJI,

Tamaño: 4.5X75mm

Código de producto:

33111080

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

8X420mm

Código de producto:

39470326 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJO VI, Tamaño:

9X260mm

Código de producto:

39470328 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X280mm

Código de producto:

39470330 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X300mm

Código de producto:

39470332 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X320mm

Código de producto:

39470334 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X340mm

Código de producto:

39470336 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI,

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII, Tamaño: 4.5X80mm

Código de producto:

33111085

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X85mm

Código de producto:

33111090

Descripción: Tornillos de bloqueo NeoGen, Modelo Nro.: JSDVII,

Tamaño: 4.5X90mm

Código de producto:

39470032

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 9.5 X

320mm

Código de producto:

39470034

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 9.5 X

340mm

Código de producto:

39470036

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

Tamaño: 9X360mm

Código de producto:

39470338 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X380mm

Código de producto:

39470340 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X400mm

Código de producto:

39470342 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

9X420mm

Código de producto:

39470426 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X260mm

Código de producto:

39470428 Descripción:

Clavo p/tibia , Modelo

Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X280mm

Código de producto:

39470430 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X300mm

Código de producto:

JGDI, Tamaño: 9.5 X 3947043

360mm

Código de producto:

39470038

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 9.5 X

380mm

Código de producto:

39470040

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 9.5 X

400mm

Código de producto:

39470042

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

9.5x420mm

Código de producto:

39470132

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

10x320mm

Código de producto:

39470134

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

10x340mm

39470432 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI,

Tamaño: 10X320mm

Código de producto:

39470434 Descripción:

Clavo p/tibia , Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X 340mm

Código de producto:

39470436 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X 360mm

Código de producto:

39470438 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X 380mm

Código de producto:

39470440 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X 400mm

Código de producto:

39470442 Descripción:

Clavo p/tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

10X 420mm

Código de producto:

39470526 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

39470136

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

10x360mm

Código de producto:

39470138

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 10

x380mm

Código de producto:

39470140

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño: 10

400mm

Código de producto:

39470142

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

10x420mm

Código de producto:

39526432

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

11x320mm

Código de producto:

39526434

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X 260mm

Código de producto:

39470528 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X 280mm

Código de producto:

39470530 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X 300mm

Código de producto:

39470532 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X 320mm

Código de producto:

39470534 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 x 340mm

Código de producto:

39470536 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 x 360mm

Código de producto:

39470538 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X 380mm

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

11x340mm

Código de producto:

39526436

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

11x360mm

Código de producto:

39526438

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

11x380mm

Código de producto:

39526440

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

11x400mm

Código de producto:

39526442

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

11x420mm

Código de producto:

39526532

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

Código de producto:

39470540 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño: 11

X400mm

Código de producto:

39470542 Descripción:

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI, Tamaño:

11 X420mm

Código de producto:

30950000 Descripción:

Clavo de cierre (Tibia),

Modelo Nro.: JGMII,

Código de producto:

39470622 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGOV,

Tamaño: 9.5X220mm

Código de producto:

39470624 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 240mm

Código de producto:

39470626 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 260mm

Código de producto:

39470628 Descripción:

Clavo retrógrado,

JGDI, Tamaño:

12x320mm

Código de producto:

39526534

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

12x340mm

Código de producto:

39526536

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

12x360mm

Código de producto:

39526538

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

12x380mm

Código de producto:

39526540

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

12x400mm

Código de producto:

39526542

Descripción: Clavo

femoral, Modelo Nro.:

JGDI, Tamaño:

12x420mm

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 280mm

Código de producto:

39470630 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 300mm

Código de producto:

39470632 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 320mm

Código de producto:

39470634 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 340mm

Código de producto:

39470636 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 9.5X 360mm

Código de producto:

39470722 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGOV,

Tamaño: 10X220mm

Código de producto:

39470724 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10X240mm

30951000

Descripción: Tapas p/clavo, (Femoral),

Modelo Nro.: JGM III,

Código de producto:

39470226

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8x260mm

Código de producto:

39470228

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8x280mm

Código de producto:

39470230

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8x300mm

Código de producto:

39470232

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8X320mm

Código de producto:

39470234

Descripción: Clavo

Código de producto:

39470726 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10X260mm

Código de producto:

39470728 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10X280mm

Código de producto:

39470730 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10x300mm

Código de producto:

39470732 Descripción:

Clavo retrógrado ///

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10 X 320mm

Código de producto:

39470734 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10x340mm

Código de producto:

39470736 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 10x360mm

Código de producto:

39470822 Descripción:

p/tibia, Modelo Nro.: CI

JJD VI, Tamaño:

8X340mm

Código de producto:

39470236

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8X360mm

Código de producto:

39470238

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo

Nro.:JJD VI, Tamaño:

8X380mm

Código de producto:

39470240

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8X400mm

Código de producto:

39470242

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

8X420mm

Código de producto:

39470326

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJO VI, Tamaño:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11x220mm

Código de producto:

39470824 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11x240mm

Código de producto:

39470826 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 260mm

Código de producto:

39470828 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 280mm

Código de producto:

39470830 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 300mm

Código de producto:

39470832 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11 X 320mm

Código de producto:

39470834 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

9X260mm

Código de producto:

39470328

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X280mm

Código de producto:

39470330

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X300mm

Código de producto:

39470332

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X320mm

Código de producto:

39470334

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI. Tamaño:

9X340mm

Código de producto:

39470336

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI.

Tamaño: 9X360mm

Código de producto:

Tamaño: 11x340mm

Código de producto:

39470836 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 11x360mm

Código de producto:

39470922 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x220mm

Código de producto:

39470924 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x240mm

Código de producto:

39470926 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x260mm

Código de producto:

39470928 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x280mm

Código de producto:

39470930 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x300mm

Código de producto:

39470338

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X380mm

Código de producto:

39470340

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X400mm

Código de producto:

39470342

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

9X420mm

Código de producto:

39470426

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI.

Tamaño: 10X260mm

Código de producto:

39470428

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI,

Tamaño: 10X280mm

Código de producto:

39470430

Descripción: Clavo

39470932 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12x320mm

Código de producto:

39470934 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12X 340mm

Código de producto:

39470936 Descripción:

Clavo retrógrado,

Modelo Nro.: JGDV,

Tamaño: 12X 360mm

Código de producto:

30953000 Descripción:

Clavos de cierre,

(Retrógrados), Modelo

Nro.: JGMIV.

Código de producto:

32808000 Descripción:

Tapa de cierre

bloqueable AR NeoGen

Medida: 0mm Modelo:

JGM V

Código de producto:

32808005 Descripción:

Tapa de cierre

bloqueable AR NeoGen

Medida: 5mm Modelo:

JGM V

Código de producto:

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño:

10X300mm

Código de producto:

39470432

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI,

Tamaño: 10X320mm

Código de producto:

39470434

Descripción: Clavo

p/tibia , Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño: 10X

340mm

Código de producto:

39470436

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño: 10X

360mm

Código de producto:

39470438

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño: 10X

380mm

Código de producto:

39470440

Descripción: Clavo

p/tibia, Modelo Nro.:

JJD VI, Tamaño: 10X

32808010 Descripción:

Tapa de cierre

bloqueable AR NeoGen

Medida: 10mm Modelo:

JGM V

Código de producto:

32808015 Descripción:

Tapa de cierre

bloqueable AR NeoGen 1

Medida: 5mm Modelo:

JGM V

Instrumental quirúrgico

400mm

Código de producto:

39470442

Descripción: Clavo p/tibia, Modelo Nro.: JJD VI, Tamaño: 10X

420mm

Código de producto:

39470526

Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 X

260mm

Código de producto:

39470528

Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 X

280mm

Código de producto:
39470530 Descripción:
Clava n/ tibia. Madela

Clavo p/ tibia, Modelo

Nro.: JJD VI,

Tamaño: 11 X 300mm

Código de producto:

39470532

Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 X

320mm

Código de producto:

39470534

Descripción: Clavo p/

tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 x

340mm

Código de producto:

39470536

Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 x

360mm

Código de producto:

39470538

Descripción: Clavo p/ tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11 X

380mm

Código de producto:

39470540

Descripción: Clavo p/

tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11

X400mm

Código de producto:

39470542

Descripción: Clavo p/

tibia, Modelo Nro.: JJD

VI, Tamaño: 11

X420mm

Código de producto:

30950000

Descripción: Clavo de

cierre (Tibia), Modelo

Nro.: JGMII,

Código de producto:

39470622

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGOV, Tamaño:

9.5X220mm

Código de producto:

39470624

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 240mm

Código de producto:

39470626

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 260mm

Código de producto:

39470628

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 280mm

Código de producto:

39470630

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 300mm

Código de producto:

39470632

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 320mm

Código de producto:

39470634

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 340mm

Código de producto:

39470636

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

9.5X 360mm

Código de producto:

39470722

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGOV, Tamaño:

10X220mm

Código de producto:

39470724

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10X240mm

Código de producto:

39470726

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10X260mm

Código de producto:

39470728

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10X280mm

Código de producto:

39470730

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10x300mm

Código de producto:

39470732

Descripción: Clavo

retrógrado /// Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10 X 320mm

Código de producto:

39470734

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10x340mm

Código de producto:

39470736

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

10x360mm

Código de producto:

39470822

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11x220mm

Código de producto:

39470824

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11x240mm

Código de producto:

39470826

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11 X 260mm

Código de producto:

39470828

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11 X 280mm

Código de producto:

39470830

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11 X 300mm

Código de producto:

39470832

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11 X 320mm

Código de producto:

39470834

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11x340mm

Código de producto:

39470836

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

11x360mm

Código de producto:

39470922

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x220mm

Código de producto:

39470924

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x240mm

Código de producto:

39470926

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x260mm

Código de producto:

39470928

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x280mm

Código de producto:

39470930

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x300mm

Código de producto:

39470932

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12x320mm

Código de producto:

39470934

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12X 340mm

Código de producto:

39470936

Descripción: Clavo

retrógrado, Modelo

Nro.: JGDV, Tamaño:

12X 360mm	
Código de producto:	
30953000	
Descripción: Clavos de	
cierre, (Retrógrados),	
Modelo Nro.: JGMIV.	
Instrumental	
quirúrgico	

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

EXPEDIENTE N° 1-47-3110- 2235-19-3



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas Anexo

Referencia: 1-47-3110-2235-19-3		

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 153 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
o=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.09.12 15:25:50 -03'00'

Número:

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 3071517564
Date: 2019.09.12 15:25:51 -0300'