



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Disposición

Número:

Referencia: 1-47-3110-005493-16-8

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-005493-16-8 del Registro de esta
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma AUDITRON S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-62, denominado: TUBOS DE VENTILACIÓN PARA OÍDO E INSTRUMENTAL PARA COLOCACIÓN, marca GRACE MEDICAL.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 del 16 de diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-62, correspondiente al producto médico denominado: TUBOS DE VENTILACIÓN PARA OÍDO E INSTRUMENTAL PARA COLOCACIÓN, marca GRACE MEDICAL, propiedad de la firma AUDITRON S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 6449 de fecha 23 de SEPTIEMBRE de 2011, según lo establecido en el Anexo que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-62, denominado: TUBOS DE VENTILACIÓN PARA OÍDO E INSTRUMENTAL PARA COLOCACIÓN, marca GRACE MEDICAL.

ARTÍCULO 3º. - Acéptase el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-62.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifíquese al interesado y hágasele entrega de la copia autenticada de la presente Disposición y conjuntamente con su Anexo; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación del Anexo de Modificaciones al certificado. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-005493-16-8

GI

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N°....., a los efectos de su anexo en el Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-62 y de acuerdo a lo solicitado por la firma AUDITRON S.A., la modificación de los datos característicos, que figuran en la tabla al pie, del producto inscripto en RPPTM bajo:

Nombre genérico aprobado: TUBOS DE VENTILACIÓN PARA OÍDO E INSTRUMENTAL PARA COLOCACIÓN.

Marca: GRACE MEDICAL.

Autorizado por Disposición ANMAT: N° 6449 de fecha 23 de septiembre de 2011

Tramitado por expediente N° 1-47-5188/11-7.

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	23 de SEPTIEMBRE de 2016	23 de SEPTIEMBRE de 2021
		500-001 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.02MM ID AZUL TITANIO. 500-002 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.02MM ID AZUL TITANIO. 500-011 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.14MM ID AZUL TITANIO. 500-012 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.14MM ID AZUL TITANIO. 500-021 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.27MM ID AZUL TITANIO. 500-021M TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA MEMPHIS 1.27MM ID ORO TITANIO. 500-022 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.27MM ID AZUL TITANIO.

	500-022M TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA MEMPHIS 1.27MM ID ORO TITANIO.
	500-026 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.27MM ID AZUL TITANIO.
	500-031 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA CUCHARA 1.02MM ID AZUL TITANIO.
	500-032 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA CUCHARA 1.02MM ID AZUL TITANIO.
Tipo Armstrong R	
520-191 Tubo de ventilación fluoroplástico – Armstrong R DI 1.14mm.	500-041 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA CUCHARA 1.14MM ID AZUL TITANIO.
520-192 Tubo de ventilación fluoroplástico – Armstrong R DI 1.14mm.	500-042 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA CUCHARA 1.14MM ID AZUL TITANIO.
520-193 Tubo de ventilación fluoroplástico – Armstrong R DI 1.14mm.	500-051 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA CUCHARA 1.27MM ID AZUL TITANIO.
525-191 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Armstrong R, DI 1.14mm	500-052 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA CUCHARA 1.27MM ID AZUL TITANIO.
525-192 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Armstrong R, DI 1.14mm	
Tipo Armstrong Silicona	
510-201Tipo Armstrong Grommet siliconado, con lengüeta, DI 1.14mm	500-061 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA PEDIATRICO 0.78MM ID AZUL TITANIO.
510-201CTipo Armstrong Grommet siliconado, con lengüeta, DI 1.14mm – Recubierto en PC	500-062 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA PEDIATRICO 0.78MM ID AZUL TITANIO.
510-202 Tipo Armstrong Grommet siliconado, con lengüeta, DI 1.14mm	500-081 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA
510-202CTipo Armstrong Grommet siliconado, con lengüeta, DI 1.14mm – Recubierto en PC.	SIMON/HANNAH 1.14MM ID ORO TITANIO.
	500-082 TUBO DE

510-203 Tipo Armstrong Grommet siliconado, con lengüeta, DI 1.14mm	VENTILACIÓN BOBINA SIMON/HANNAH 1.14MM ID ORO TITANIO.
510-203CTipo Armstrong Grommet siliconado, con lengüeta, DI 1.14mm – Recubierto en PC.	500-091 TUBO DE VENTILACIÓN RAZRBAC 1.27 ID X 4.25MM L AZUL TITANIO.
Tipo Silicona Armstrong R	
510-281Tubo de ventilación siliconado – Armstrong R c/lengüeta, DI 1.14mm	500-101 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA REUTER CON ORIFICIOS EN PESTAÑA 1.14MM ID AZUL TITANIO.
510-282Tubo de ventilación siliconado – Armstrong R c/lengüeta, DI 1.14mm	500-110 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA RAZRBAC 1.14MM ID X 4.00MM DE LONGITUD, AZUL TITANIO.
Tipo Armstrong	
520-141 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Armstrong, Vástago biselado recto, DI 1.14mm	500-121 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA MORETZ 0.76MM ID AZUL TITANIO.
520-142 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Armstrong, Vástago biselado recto, DI 1.14mm	500-131 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA MORETZ 1.27MM ID AZUL TITANIO.
Tipo Bobina (Bobbin)	500-132 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA MORETZ 1.27MM ID AZUL TITANIO.
500-001 Azul Titanio, tipo Bobina, diámetro interno 1.02mm.	510-001 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA DONALDSON 1.14MM ID SILICONADO.
500-002 Azul Titanio, tipo Bobina, diámetro interno 1.02mm.	510-002 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA DONALDSON 1.14MM ID SILICONADO.
500-011 Azul Titanio, tipo Bobina, diámetro interno 1.14mm	510-003 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA DONALDSON 1.14MM ID SILICONADO.
500-012 Azul Titanio, tipo Bobina, diámetro interno 1.14mm	510-011 TUBO DE VENTILACIÓN DONALDSON 1.14MM ID SILICONADO.
500-021 Azul Titanio, tipo Bobina, diámetro interno 1.27mm	510-011C TUBO DE VENTILACIÓN DONALDSON 1.14MM ID PC SILICONADO.
500-021M Titanio Memphis Bobina 1.27mm – Tono dorado.	510-012 TUBO DE VENTILACIÓN DONALDSON 1.14MM ID SILICONADO.
500-022 Azul Titanio, tipo Bobina, diámetro interno 1.27mm	510-015 TUBO DE
520-021 Tubo de ventilación fluoroplástico – Bobina, DI 1.02mm	
520-022 Tubo de ventilación fluoroplástico – Bobina, DI 1.02mm.	

520-001 Tubo de ventilación fluoroplástico – Bobina, DI 1.14mm.	VENTILACIÓN DONALDSON 1.14MM ID SILICONADO.
520-002 Tubo de ventilación fluoroplástico – Bobina, DI 1.14mm.	510-016 TUBO DE VENTILACIÓN DONALDSON 1.14MM ID SILICONADO.
525-021 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Bobina, DI 1.02mm.	510-021 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA SHEPARD GROMMET 1.02MM ID SILICONADO.
525-022 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Bobina, DI 1.02mm.	510-022 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA SHEPARD GROMMET 1.02MM ID SILICONADO.
525-001 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Bobina, DI 1.14mm.	510-031 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA SHEPARD GROMMET 1.02MM ID SILICONADO.
525-002 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Bobina, DI 1.14mm.	510-032 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA SHEPARD GROMMET 1.02MM ID SILICONADO.
Tipo Bobina Bisel	510-041 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.02MM ID SILICONADO.
525-171 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Bobina Bobina Bisel, DI 1.14mm.	510-042 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.02MM ID SILICONADO.
525-172 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Bobina Bobina Bisel, DI 1.14mm.	510-043 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.02MM ID SILICONADO.
Tipo Bobina Pediátrico	510-045 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.02MM ID SILICONADO.
500-061 Azul Titanio, Bobina Pediátrica, diámetro interno 0.78mm.	510-046 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.02MM ID SILICONADO.
500-062 Azul Titanio, Bobina Pediátrica, diámetro interno 0.78mm.	510-051 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.02MM ID
Tipo Cuello Botón	
520-011 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Sheehy Cuello Botón, sin lengüeta, DI 1.27mm	
520-012 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Sheehy Cuello Botón, sin lengüeta, DI 1.27mm	
520-013 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Sheehy Cuello Botón, sin lengüeta, DI 1.27mm.-	
525-011 Tubo de ventilación	

fluoroplástico Azul – Tipo Sheehy Cuello Botón, sin lengüeta, DI 1.27mm.	SILICONADO.
525-012 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Sheehy Cuello Botón, sin lengüeta, DI 1.27mm	510-052 TUBO DE VENTILACIÓN PAPARELLA 1.02MM ID SILICONADO.
525-016 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Sheehy Cuello Botón, sin lengüeta, DI 1.27mm	510-053 TUBO DE VENTILACIÓN PAPARELLA 1.02MM ID SILICONADO.
510-131 Tubo de ventilación de silicona Cuello y botón sin lengüeta, DI 1.27mm	510-056 TUBO DE VENTILACIÓN PAPARELLA 1.02MM ID SILICONADO.
510-131C Tubo de ventilación de silicona Cuello y botón sin lengüeta, DI 1.27mm. Recubierto con PC.	510-061 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.14MM SILICONADO.
510-132 Tubo de ventilación de silicona Cuello y botón sin lengüeta, DI 1.27mm.	510-062 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.14MM ID SILICONADO.
510-133 Tubo de ventilación de silicona Cuello y botón sin lengüeta, DI 1.27mm.	510-063 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.14MM SILICONADO.
510-133C Tubo de ventilación de silicona Cuello y botón sin lengüeta, DI 1.27mm. Recubierto con PC	510-066 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.14MM ID SILICONADO.
510-136C Tubo de silicona Cuello y botón sin lengüeta, DI 1.27mm.- Recubierto con PC.	510-071 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.27MM ID SILICONADO.
Tipo Donaldson	
520-051 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Donaldson, sin lengüeta, DI 1.14mm.	510-072 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.27MM ID SILICONADO.
520-052 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Donaldson, sin lengüeta, DI 1.14mm.	510-075 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.27MM ID SILICONADO.
510-001 Tubo de ventilación de silicona tipo Donaldson, con lengüeta, diámetro interno 1.14mm	510-081 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.52MM ID SILICONADO.
510-001C Tubo de ventilación de silicona tipo Donaldson, con lengüeta, diámetro interno 1.14mm –	510-082 TUBO DE

Recubierto en PC	VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.52MM ID SILICONADO.
510-002 Tubo de ventilación de silicona tipo Donaldson, con lengüeta, diámetro interno 1.14mm	510-091 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 2.03MM ID SILICONADO.
510-011 Tubo de ventilación de silicona tipo Donaldson, sin lengüeta, diámetro interno 1.14mm	510-092 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 2.03MM ID SILICONADO.
510-012 Tubo de ventilación de silicona tipo Donaldson, sin lengüeta, diámetro interno 1.14mm	510-101 TUBO EN T 1.14MM ID X 12MM DE LONGITUD, SILICONADO.
Tipo Mini –Reversible	510-102 TUBO EN T 1.14MM ID X 12MM DE LONGITUD, SILICONADO.
510-151 MiniTubo de ventilación de silicona, reversible – DI 0.89mm.	510-111 TUBO EN T 1.27MM ID X 6MM DE LONGITUD, SILICONADO.
510-152 MiniTubo de ventilación de silicona, reversible – DI 0.89mm.	510-112 TUBO EN T 1.27MM ID X 6MM DE LONGITUD, SILICONADO.
Tipo Moretz	510-121 TUBO DE VENTILACIÓN TRIUNE 1.35MM ID X 5MM DE LONGITUD, SILICONADO.
500-121 Tubo pediátrico de titanio Moretz, DI .76mm.	510-122 TUBO DE VENTILACIÓN TRIUNE 1.35MM ID X 5MM DE LONGITUD, SILICONADO.
500-131 Tubo de titanio Moretz, DI 1.27mm.	510-123 TUBO DE VENTILACIÓN TRIUNE 1.35MM ID X 5MM DE LONGITUD, SILICONADO.
Tipo Paparella	510-131 TUBO DE VENTILACIÓN CUELLO BOTÒN 1.27MM ID SILICONADO.
510-041 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.02mm	510-132 TUBO DE VENTILACIÓN CUELLO BOTÒN 1.27MM ID SILICONADO.
510-041C Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.02mm – Recubierto con PC	510-133 TUBO DE VENTILACIÓN CUELLO BOTÒN
510-042 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.02mm	
510-042C Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.02mm – Recubierto con PC.	
510-043 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.02mm.	
510-043C Tubo de ventilación de	

silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.02mm – Recubierto con PC	1.27MM ID SILICONADO.
510-046 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.02mm.	510-136 TUBO DE VENTILACIÓN CUELLO BOTÓN 1.27MM ID SILICONADO.
510-046C Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.02mm – Recubierto con PC.	510-141 TUBO DE VENTILACIÓN CÓNICO 1.14MM ID SILICONADO.
510-051 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, sin lengüeta, diámetro interno 1.02mm .	510-142 TUBO DE VENTILACIÓN CÓNICO 1.14MM ID SILICONADO.
510-051C Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, sin lengüeta, diámetro interno 1.02mm – Recubierto con PC.	510-151 MINI TUBO DE VENTILACIÓN REVERSIBLE 0.89MM ID SILICONADO.
510-052 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, sin lengüeta, diámetro interno 1.02mm .	510-152 MINI TUBO DE VENTILACIÓN REVERSIBLE 0.89MM ID SILICONADO.
510-053 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, sin lengüeta, diámetro interno 1.02mm .	510-161 TUBO DE VENTILACIÓN POPE 1.14MM ID SILICONADO.
510-053C Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, sin lengüeta, diámetro interno 1.02mm – Recubierto con PC.	510-162 TUBO DE VENTILACIÓN POPE 1.14MM ID SILICONADO.
510-056 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, sin lengüeta, diámetro interno 1.02mm	510-171 TUBO DE VENTILACIÓN CÓNICO 1.27MM ID SILICONADO.
510-061 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.14mm	510-172 TUBO DE VENTILACIÓN CÓNICO 1.27MM ID SILICONADO.
510-061C Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.14mm – Recubierto con PC	510-173 TUBO DE VENTILACIÓN CÓNICO 1.27MM ID SILICONADO.
510-062 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.14mm	510-181 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA RUBE 1.14MM ID SILICONADO.
510-071 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.27mm	510-191 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA RUBE 1.27MM ID SILICONADO.
	510-231 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.02MM ID SILICONADO.

Modelos

510-072 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.27mm .	510-241 TUBO DE VENTILACIÓN CUELLO BOTÓN MODIFICADO 1.27MM ID SILICONADO.
510-211C Tubo de ventilación siliconado – Tipo Paparella, sin lengüeta, diámetro interno 1.27mm	510-251 TUBO DE VENTILACIÓN PEQUEÑO TRIUNE 0.76MM ID SILICONADO.
510-212C Tubo de ventilación siliconado – Tipo Paparella, sin lengüeta, diámetro interno 1.27mm	510-252 TUBO DE VENTILACIÓN PEQUEÑO 0.76MM ID SILICONADO.
510-213C Tubo de ventilación siliconado – Tipo Paparella, sin lengüeta, diámetro interno 1.27mm	510-261 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA SHEA PARASOL 1.00MM SILICONADO.
510-216C Tubo de ventilación siliconado – Tipo Paparella, sin lengüeta, diámetro interno 1.27mm	510-262 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA SHEA PARASOL 1.00MM ID SILICONADO.
510-081 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.52mm .	510-281 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA ARMSTRONG R 1.14MM ID SILICONADO.
510-082 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 1.52mm .	510-281 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA ARMSTRONG R 1.14MM ID SILICONADO.
510-091 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 2.03mm .	510-301 TUBO DE VENTILACIÓN TRIUNE TRUMPET 1.27MM ID SILICONADO.
510-092 Tubo de ventilación de silicona tipo Paparella, con lengüeta, diámetro interno 2.03mm .	510-302 TUBO DE VENTILACIÓN TRIUNE TRUMPET 1.27MM ID SILICONADO.
520-131 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Paparella Grommet, con lengüeta, DI 1.00mm	510-311 TUBO DE VENTILACIÓN ARMSTRONG R 1.14MM ID SILICONADO.
520-132 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Paparella Grommet, con lengüeta, DI 1.00mm.	510-312 TUBO DE VENTILACIÓN ARMSTRONG R 1.14MM ID SILICONADO.
Tipo Pope	510-321 TUBO DE VENTILACIÓN PAPARELLA 1.14MM ID SILICONADO.
510-161 Tipo Pope siliconado, DI 1.14mm	
510-161C Tipo Pope siliconado, DI 1.14mm, recubierto en PC	
510-162 Tipo Pope siliconado, DI 1.14mm	

530-001 Tubo de ventilación de polietileno – Tipo Pope, DI 1.14mm	510-323 TUBO DE VENTILACIÓN PAPARELLA 1.14MM ID SILICONADO.
Tubo Razrbac	
500-110 Tubo de Titanio Razrbac, DI 1.14mm, largo 4.00mm	510-326 TUBO DE VENTILACIÓN PAPARELLA 1.14MM ID SILICONADO.
Tipo Bobina Reuter	
500-101 Azul Titanio, tubo de ventilación Bobina Reuter, DI 1.14mm con agujeros en pestaña.	510-331 TUBO DE VENTILACIÓN TRIUNE 1.35MM ID X 5MM DE LONGITUD SILICONADO DUREZA 80
525-161 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Bobina Reuter, DI 1.0mm	510-441 TUBO DE VENTILACIÓN PEQUEÑO TRUNE 0.76MM ID SILICONADO DUREZA 80.
525-162 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Bobina Reuter, DI 1.0mm	510-451 CUELLO BOTÒN TIPO SHEEHY 1.27MM ID 1.3MM DE PESTAÑA INTERNA SILICONADO.
520-181 Tubo de ventilación fluoroplástico – Bobina Reuter c/agujeros en pestaña, DI 1.14mm.	510-456 CUELLO BOTÒN TIPO SHEEHY 1.27MM ID 1.13MM DE PESTAÑA INTERNA SILICONADO.
520-182 Tubo de ventilación fluoroplástico – Bobina Reuter c/agujeros en pestaña, DI 1.14mm	510-461 TUBO DE VENTILACIÓN CANOE 0.76MM X 1.14MM ID SILICONADO.
520-186 Tubo de ventilación fluoroplástico – Bobina Reuter c/agujeros en pestaña, DI 1.14mm	510-501 TUBO DE VENTILACIÓN TOUMA C/LENGÜETA 1.14MM ID SILICONADO.
Tipo Rube	
510-181 Tubo de ventilación de silicona – Tipo Rube, con lengüeta, DI 1.14mm	520-001 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
510-191 Tubo de ventilación de silicona – Tipo Rube, con lengüeta, DI 1.27mm	520-002 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
Tipo Shea Parasol	
510-261 Tubo de ventilación siliconado – Tipo Shea Parasol, DI 1.02mm	520-003 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
510-262 Tubo de ventilación siliconado – Tipo Shea Parasol, DI 1.02mm.	520-011 TUBO DE VENTILACIÓN CUELLO BOTÒN SHEEHY 1.27MM ID FLUOROPLASTICO.
Tipo Shepard Grommet	520-012 TUBO DE

510-021 Tubo de ventilación de silicona tipo Shepard Grommet, con lengüeta, diámetro interno 1.02mm.	VENTILACIÓN CUELLO BOTÓN SHEEHY 1.27MM ID FLUOROPLASTICO.
510-021C Tubo de ventilación de silicona tipo Shepard Grommet, con lengüeta, diámetro interno 1.02mm – Recubierto con PC	520-011 TUBO DE VENTILACIÓN CUELLO BOTÓN SHEEHY 1.27MM ID FLUOROPLASTICO.
510-022 Tubo de ventilación de silicona tipo Shepard Grommet, con lengüeta, diámetro interno 1.02mm	520-011 TUBO DE VENTILACIÓN CUELLO BOTÓN SHEEHY 1.27MM ID FLUOROPLASTICO.
510-031 Tubo de ventilación de silicona tipo Shepard Grommet, con lengüeta, diámetro interno 1.14mm.	520-011 TUBO DE VENTILACIÓN CUELLO BOTÓN SHEEHY 1.27MM ID FLUOROPLASTICO.
510-032 Tubo de ventilación de silicona tipo Shepard Grommet, con lengüeta, diámetro interno 1.14mm	520-021 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.02MM ID FLUOROPLASTICO.
510-231 Tubo de ventilación siliconado – Tipo Grommet, sin lengüeta, DI 1.02mm	520-022 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.02MM ID FLUOROPLASTICO.
520-031 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, con lengüeta, DI 1.02mm.	520-026 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.02MM ID FLUOROPLASTICO.
520-032 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, con lengüeta, DI 1.02mm.	520-031 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA SHEPARD GROMMET 1.02MM ID FLUOROPLASTICO.
--	
520-041 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, con lengüeta, DI 1.14mm	520-032 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA SHEPARD GROMMET 1.02MM ID FLUOROPLASTICO.
520-042 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, con lengüeta, DI 1.14mm.	520-041 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA SHEPARD GROMMET 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
525-041 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Shepard Grommet, con lengüeta, DI 1.14mm	520-042 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA SHEPARD GROMMET 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
525-042 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Shepard Grommet, con lengüeta, DI 1.14mm	
520-111 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, DI 1.02mm.	520-051 TUBO DE VENTILACIÓN DONALDSON 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
520-112 Tubo de ventilación	

fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, DI 1.02mm.	520-052 TUBO DE VENTILACIÓN DONALDSON 1.14MM ID FLUROPLASTICO.
525-111 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, DI 1.02mm	520-061 TUBO DE VENTILACIÓN RECTO 0.9MM ID X 7 MM DE LONGITUD, FLUROPLASTICO.
525-111W Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, Con Cable, DI 1.02mm	520-062 TUBO DE VENTILACIÓN RECTO 0.9MM ID X 7 MM DE LONGITUD, FLUROPLASTICO.
525-116 Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, DI 1.02mm	520-065 TUBO DE VENTILACIÓN RECTO 0.9MM ID X 7MM DE LONGITUD, FLUROPLASTICO.
525-116W Tubo de ventilación fluoroplástico Azul – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, Con Cable, DI 1.02mm	520-071 TUBO DE VENTILACIÓN RECTO 0.9MM ID X 12MM DE LONGITUD, FLUROPLASTICO.
520-121 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, DI 1.14mm	520-072 TUBO DE VENTILACIÓN RECTO 0.9MM ID X 12 MM DE LONGITUD, FLUROPLASTICO.
520-122 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, DI 1.14mm	520-081 TUBO DE VENTILACIÓN RECTO 1.14MM ID X 7 MM DE LONGITUD, FLUROPLASTICO.
525-121 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, DI 1.14mm	520-082 TUBO DE VENTILACIÓN RECTO 1.14MM ID X 7MM DE LONGITUD, FLUROPLASTICO.
525-123 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, DI 1.14mm	520-091 TUBO DE VENTILACIÓN RECTO 1.14MM ID X 12MM DE LONGITUD, FLUROPLASTICO.
525-126 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, DI 1.14mm.	520-092 TUBO DE VENTILACIÓN RECTO 1.14MM ID X 12MM DE LONGITUD, FLUROPLASTICO.
525-126W Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, Con Cable, DI 1.14mm	520-111 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.02MM ID FLUROPLASTICO.
525-121W Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Shepard Grommet, sin lengüeta, Con Cable, DI 1.14mm	520-112 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.02MM ID FLUROPLASTICO.
Tipo Simon Hannah	520-113 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.02MM ID FLUROPLASTICO.
500-081 Azul Titanio, Bobina Simon/Hannah, diámetro interno	520-116 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.02MM ID FLUROPLASTICO.

1.14mm con pestaña interna modificada	520-121 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
500-082 Azul Titanio, Bobina Simon/Hannah, diámetro interno 1.14mm con pestaña interna modificada	520-122 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
Tipo Bobina Cuchara	520-131 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA B 1.02MM ID FLUOROPLASTICO.
500-031 Azul Titanio, tipo Cuchara Bobina, diámetro interno 1.02mm	520-132 TUBO DE VENTILACIÓN C/LENGÜETA PAPARELLA 1.02MM ID FLUOROPLASTICO.
500-032 Azul Titanio, tipo Cuchara Bobina, diámetro interno 1.02mm.	520-141 TUBO DE VENTILACIÓN RECTO BISELADO ARMSTRONG 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
500-041 Azul Titanio, tipo Cuchara Bobina, diámetro interno 1.14mm.	520-142 TUBO DE VENTILACIÓN RECTO BISELADO ARMSTRONG 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
500-042 Azul Titanio, tipo Cuchara Bobina, diámetro interno 1.14mm.	520-151 TUBO DE VENTILACIÓN PEQUEÑO TEF (TEFLÓN) 0.76MM ID FLUOROPLASTICO.
500-051 Azul Titanio, tipo Cuchara Bobina, diámetro interno 1.27mm.	520-152 TUBO DE VENTILACIÓN PEQUEÑO TEF (TEFLÓN) 0.76MM ID FLUOROPLASTICO.
500-052 Azul Titanio, tipo Cuchara Bobina, diámetro interno 1.27mm	520-181 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA REUTER C/ORIFICIOS EN PESTAÑA 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
Tipo Recto	520-182 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA REUTER C/ORIFICIOS EN PESTAÑA 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
520-061 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Vástago recto, DI 0.9mm, mango largo 7mm.	520-186 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA REUTER C/ORIFICIOS EN PESTAÑA 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
520-062 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Vástago recto, DI 0.9mm, mango largo 7mm.	520-191 TUBO DE VENTILACIÓN ARMSTRONG R 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
520-071 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Vástago recto, DI 0.9mm, mango largo 12mm	520-192 TUBO DE VENTILACIÓN ARMSTRONG R 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
520-072 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Vástago recto, DI 0.9mm, mango largo 12mm	
520-081 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Vástago recto, DI 1.14mm, mango largo 7mm	
520-082 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tipo Vástago recto, DI 1.14mm, mango largo 7mm	
520-091 Tubo de ventilación	

fluoroplástico – Vástago recto, DI 1.14mm, mango largo 12mm	520-193 TUBO DE VENTILACIÓN ARMSTRONG R 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
520-092 Tubo de ventilación fluoroplástico – Vástago recto, DI 1.14mm, mango largo 12mm	520-195 TUBO DE VENTILACIÓN ARMSTRONG R 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
Tipo Tubo-T	
510-101 Tubo de ventilación de silicona tipo T, DI 1.14mm, largo 12 mm, Pestaña 9.8mm	520-196 TUBO DE VENTILACIÓN ARMSTRONG R 1.14MM ID FLUOROPLASTICO.
510-101C Tubo de ventilación de silicona tipo T, DI 1.14mm, largo 12 mm, Pestaña 9.8mm – Recubierto de PC .	520-211 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA BISELADO BAXTER 0.97MM ID FLUOROPLASTICO.
510-102 Tubo de ventilación de silicona tipo T, DI 1.14mm, largo 12 mm, Pestaña 9.8mm	520-212 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA BISELADO BAXTER 0.97MM ID FLUOROPLASTICO.
Tipo Tubo-T Modificado	
510-111 Tubo de ventilación de silicona tipo T, DI 1.27mm, largo 6 mm, Pestaña 7.6mm .	520-221 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA BISELADO BAXTER 1.27MM ID FLUOROPLASTICO.
510-111C Tubo de ventilación de silicona tipo T, DI 1.27mm, largo 6 mm, Pestaña 7.6mm – Recubierto de PC .	520-222 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA BISELADO BAXTER 1.27MM ID FLUOROPLASTICO.
510-112 Tubo de ventilación de silicona tipo T, DI 1.27mm, largo 6 mm, Pestaña 7.6mm .	525-001 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.14 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
Tipo Tapervent	
510-141 Tubo de ventilación cónico de silicona, espacio cónico – DI 1.14mm.	525-003 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA 1.14 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
510-141C Tubo de ventilación cónico de silicona, espacio cónico – DI 1.14mm. Recubierto en PC.	525-011 TUBO DE VENTILACIÓN CUELLO BOTÒN SHEEHY 1.27 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
510-142 Tubo de ventilación cónico de silicona, espacio cónico – DI 1.14mm.	525-016 TUBO DE VENTILACIÓN CUELLO BOTÒN SHEEHY 1.27 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
510-171 Tubo de ventilación, DI 1.27mm	525-021 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA, ID. 1.02MM.
510-171C Tubo de ventilación, DI	525-041 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET C/LENGÛETA 1.14 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
	525-043 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET

1.27mm – Recubierto en PC	C/LENGÜETA 1.14 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
510-172 Tubo de ventilación, DI 1.27mm.	525-051 TUBO DE VENTILACIÓN DONALDSON 1.14 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL
Tipo Tiny Tef	525-052 TUBO DE VENTILACIÓN DONALDSON 1.14 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL
520-151 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tef pequeño, 0.78mm	525-111 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.02 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
520-152 Tubo de ventilación fluoroplástico – Tef pequeño, 0.78mm	525-111W TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET C/CABLE 1.02 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
Tipo Tubo Tres en Uno	525-113 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.02 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
510-121 Tubo de ventilación de silicona tipo tres en uno, largo 5 mm.	525-121 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.14 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
510-121C Tubo de ventilación de silicona tipo Tres en uno, largo 5 mm – Recubierto con PC.	525-121W TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET C/CABLE 1.14 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL
510-122 Tubo de ventilación de silicona tipo Tres en uno, largo 5 mm	525-123 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.14 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
	525-123W TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET C/CABLE 1.14 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL
	525-126 TUBO DE VENTILACIÓN SHEPARD GROMMET 1.14 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
	525-161 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA REUTER 1.00 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
	525-162 TUBO DE VENTILACIÓN BOBINA REUTER 1.00 MM ID FLUOROPLASTICO AZUL.
	525-161 TUBO DE VENTILACIÓN

BOBINA BISELADO 1.14 MM ID
FLUOROPLASTICO AZUL.

525-191 TUBO DE VENTILACIÓN
ARMSTRONG R 1.14 MM ID
FLUOROPLASTICO AZUL.

525-192 TUBO DE VENTILACIÓN
ARMSTRONG R 1.14 MM ID
FLUOROPLASTICO AZUL.

525-193 TUBO DE VENTILACIÓN
ARMSTRONG R 1.14 MM ID
FLUOROPLASTICO AZUL.

525-196 TUBO DE VENTILACIÓN
ARMSTRONG R 1.14 MM ID
FLUOROPLASTICO AZUL.

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del RPPTM a la firma AUDITRON S.A., Titular del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-619-62.

Expediente N° 1-47-3110-005493-16-8