



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Disposición

Número: DI-2018-8538-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 21 de Agosto de 2018

Referencia: 1-47-3110-5775-17-4

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-5775-17-4 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma IMPLANTES FICO ALEMANA S.A. solicita la revalidación y modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-1, denominado PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA, marca FICO, IPS, Medical Tec y Koraline.

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición ANMAT N° 2318/02, sobre el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica (RPPTM).

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa aplicable.

Que la Dirección Nacional de Productos Médicos ha tomado la intervención que le compete.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Revalídese la fecha de vigencia del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-1, correspondiente al producto médico denominado PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA, marca FICO, IPS, Medical Tec y Koraline, propiedad de la firma IMPLANTES FICO ALEMANA S.A. obtenido a través de la Disposición ANMAT N° 5878/12 de fecha 4 de Octubre de 2012, la cual será 4 de

Octubre de 2022.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase la modificación del Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-1, denominado PRÓTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE CADERA, marca FICO, IPS, Medical Tec y Koraline.

ARTÍCULO 3°.- Acéptase el Anexo de Autorización de Modificaciones documento GEDO N° IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT, el que deberá agregarse al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-1.

ARTICULO 4°.- En los Rótulos e Instrucciones de uso deberán constar la modificación autorizadas.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entrada, notifiqúese al interesado y hágasele entrega de la presente Disposición conjuntamente con su Anexo, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica para que efectúe la agregación al Certificado de Inscripción correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-3110-5775-17-4

Digitally signed by CHIALE Carlos Alberto
Date: 2018.08.21 18:05:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Alberto Chiale
Administrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.08.21 16:05:34 -0300'

ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma **IMPLANTES FICO ALEMANA S.A.** la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Inscripción en el RPPTM N° PM-14-1 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre genérico aprobado: Prótesis para Reemplazo Total de Cadera

Marca: FICO, IPS, Medical Tec y Koraline

Disposición Autorizante de (RPPTM) N° 5878/12

Tramitado por expediente N° 1-47-13252-10-4

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACIÓN / RECTIFICACIÓN AUTORIZADA
Vigencia del Certificado	4 de Octubre de 2017	4 de Octubre de 2022
Modelo/s	ANILLO PARA RECONSTR. T. KERBOUL - diam 40 a 54mm. ANILLO PARA RECONSTR. T. MULLER - diam 36 a 58mm ANILLO PARA RECONSTR. T. BURSCH-SCHNEIDER - Izq y Der - diam 40 a 58mm. ANILLO PARA RECONSTRUCCION DOT - Izq y Der - diam 46 a 58mm CABEZA MODULAR - diam 22,22/26/28/32mm. - cono 6° - 10/12mm. COTILO CHARNLEY ALETADO - PPL - CROSSLINK - diam int 22,22/28mm. Diam ext. 40 a 60mm. COTILO CHARNLEY ALETADO AUTORRETENTIVO - diam.int 22,22/28mm. diam ext 40 a 60mm. VASTAGO CHARNLEY CONICO STD.	03CAANIAPK0001 REFUERZO DE COTILO EN CRUZ TIPO KERBOULL - Diam. 40 mm. 03CAANIAPK0002 REFUERZO DE COTILO EN CRUZ TIPO KERBOULL - Diam. 44 mm. 03CAANIAPK0003 REFUERZO DE COTILO EN CRUZ TIPO KERBOULL - Diam. 50 mm. 03CAANIAPK0004 REFUERZO DE COTILO EN CRUZ TIPO KERBOULL - Diam. 54 mm. 03CAANIAPM0001 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER - Diam. 36 mm. 03CAANIAPM0002 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER - Diam. 38 mm. 03CAANIAPM0003 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

<p>CUELLO +8mm - cono 6° 10/12mm. CUPULA ACETABULAR TIPO CHARNLEY OGGE ANATOMICO / CROSSLINK - diam 22,22/28mm diam ext 40 a 60mm. COTILO CHARNLEY ALETADO PPL - diam 22,22/28mm diam ext 40 a 60mm. COTILO CHARNLEY SIN ALETA - CROSSLINK - diam 22,22/28mm diam ext 40 a 60mm. VASTAGO CHARNLEY FIJO MAGNUM - SOBREDIMENSIONADO VASTAGO CHARNLEY FIJO REFORZADO MED - STD/REF. Desp.35-40-45mm. COTILO CHARNLEY SIN ALETAS - PPL - diam 22,22/28mm diam ext 40 a 60mm. VASTAGO CHARNLEY REFORZADA C/CONICO - PULIDO - cono 6° 10/12mm- tallo 160 a 300mm VASTAGO CHARNLEY CONICO EXTRAREFORZADO C/EXTRALARGO +20mm - cono 6° 10/12mm VASTAGO CHARNLEY CONICO EXTRAREFORZADO C/LARGO +10mm - cono 6° 10/12mm VASTAGO CHARNLEY EXTRAREFORZADO/Cuello cónico - cono 6° 10/12mm VASTAGO CHARNLEY FIJO EXTRA REFORZ. REDUCIDO - VASTAGO CHARNLEY FIJO REFORZ. REDUCIDO - cuello std / cuello +10mm. VASTAGO CHARNLEY FIJO RECTO - Fino/Extra fino/Ultra fino/Grueso VASTAGO CHARNLEY CONICO STD. CUELLO MEDIANO - cono 6° diam.10/12mm VASTAGO CHARNLEY FIJO REV.CUELLO EXTRALARGO +20mm VASTAGO CHARNLEY FIJO REV.CUELLO LARGO +10mm - largo 160 a 300mm. VASTAGO CHARNLEY FIJO RECTO CUELLO REDUCIDO - fino / grueso VASTAGO CHARNLEY C/CONICO</p>	<p>MULLER - Diam. 40 mm. 03CAANIAPM0004 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER - Diam. 42 mm. 03CAANIAPM0005 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER - Diam. 44 mm. 03CAANIAPM0006 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER - Diam. 46 mm. 03CAANIAPM0007 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER - Diam. 48 mm. 03CAANIAPM0008 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER - Diam. 50 mm. 03CAANIAPM0009 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER - Diam. 52 mm. 03CAANIAPM0010 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER - Diam. 54 mm. 03CAANIAPM0011 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER - Diam. 56 mm. 03CAANIAPM0012 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR TIPO MULLER - Diam. 58 mm. 03CAANIAPR0001 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 44 mm. Derecho 03CAANIAPR0002 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 44 mm. Izquierdo 03CAANIAPR0003 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 46 mm. Derecho 03CAANIAPR0004 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 46 mm. Izquierdo 03CAANIAPR0005 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 48 mm. Derecho 03CAANIAPR0006 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 48 mm.</p>
---	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

<p>STD. CUELLO RECTO - fino / grueso VASTAGO CHARNLEY CONICO REV. C/LARGO (+10)- EXTRALARGO (+20) - largo 160 a 300mm. VASTAGO CHARNLEY CONICO REFORZADO C/EXTRALARGO +20mm - VASTAGO CHARNLEY REFORZADO C/LARGO +10mm - cuello fijo / cuello cónico 6° 10/12mm. VASTAGO CHARNLEY CONICO REFORZADO C/MEDIANO - cono 6° 10/12mm. - Desp 35-40-45mm. VASTAGO CHARNLEY FIJO /CÓNICO 6° RECTO PARA LUXACION CONGENITA - VASTAGO CHARNLEY C/CONICO STD. CUELLO RECTO - fino / grueso VASTAGO CHARNLEY CONICO REV. C/LARGO (+10)- EXTRALARGO (+20) - largo 160 a 300mm. VASTAGO CHARNLEY CONICO REFORZADO C/EXTRALARGO +20mm - VASTAGO CHARNLEY REFORZADO C/LARGO +10mm - cuello fijo / cuello cónico 6° 10/12mm. VASTAGO CHARNLEY CONICO REFORZADO C/MEDIANO - cono 6° 10/12mm. - Desp 35-40-45mm. VASTAGO CHARNLEY FIJO /CÓNICO 6° RECTO PARA LUXACION CONGENITA - VASTAGO CHARNLEY CONICO REVISION STD - CONO 6° 10/12mm. - LARGO 160 a 300mm VASTAGO CHARNLEY CUELLO STD / CONICO 6° 10/12 CORTO - 3/4 - VASTAGO CHARNLEY FIJO STD CUELLO LARGO +8mm - VASTAGO CHARNLEY FIJO STD MED - DESP 35-40-45mm VASTAGO CHARNLEY REVISION - LARGO 160 a 300mm VASTAGO CHARNLEY FIJO STD REDUCIDO - CUELLO 3/4 PROT. TIPO CHARN R.T. CAD CUELLO 3/4 ESP. S/ DISEÑ - VASTAGO CHARNLEY EXTRA FINA 160 a 250MM -</p>	<p>Izquierdo 03CAANIAPR0007 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 50 mm. Derecho 03CAANIAPR0008 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 50 mm. Izquierdo 03CAANIAPR0009 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 52 mm. Derecho 03CAANIAPR0010 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 52 mm. Izquierdo 03CAANIAPR0011 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 54 mm. Derecho 03CAANIAPR0012 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 54 mm. Izquierdo 03CAANIAPR0013 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 56 mm. Derecho 03CAANIAPR0014 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 56 mm. Izquierdo 03CAANIAPR0015 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 58 mm. Derecho 03CAANIAPR0016 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 58 mm. Izquierdo 03CAANIAPR0017 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 40 mm. Derecho 03CAANIAPR0018 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 40 mm. Izquierdo 03CAANIAPR0019 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR</p>
---	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

	<p>VASTAGO CHARNLEY EXTRA FINA 170 MM - VASTAGO CHARNLEY EXTRA FINA 180 MM - VASTAGO CHARNLEY ESP. RESEC. C.CONICO - 6° 10/12mm - LARGO 150 a 400mm PROTESIS CHARNLEY RECTA FINA 200MM CONICA - VASTAGO FEMORAL PLATINO - CONO 6° 10/12mm - Nº 0 A 6 VASTAGO FEMORAL IPS - CONO 6° 10/12mm - Nº 0 A 6 - IZQ y DER PROTESIS MULLER - COTILO MULLER AUTORRETENTIVO - DIAM INT 28/32mm X DIAM EXT 40 A 60mm FEMORAL MULLER AUTOBLOQUEANTE - CUELLO CONICO 6° 10/12mm - 7,5 A 20mm CENTRALIZADOR - DIAM 7 A 20mm RETEN PARA CANAL MEDULAR - DIAM 10 A 20mm COTILO THOMPSON - DIAM 39 A 60mm INSTRUMENTAL ASOCIADO</p>	<p>SCHNEIDER- Diam. 42 mm. Derecho 03CAANIAPR0020 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR SCHNEIDER- Diam. 42 mm. Izquierdo 03CAANIDOT0046 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR " DOT " - Diam. 46 mm. Derecho 03CAANIDOT0146 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR " DOT " - Diam. 46 mm. Izquierdo 03CAANIDOT5001 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR " DOT " - Diam. 50 mm. Izquierdo 03CAANIDOT5002 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR " DOT " - Diam. 50 mm. Derecho 03CAANIDOT5400 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR " DOT " - Diam. 54 mm. Izquierdo 03CAANIDOT5401 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR " DOT " - Diam. 54 mm. Derecho 03CAANIDOT5800 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR " DOT " - Diam. 58 mm. Izquierdo 03CAANIDOT5801 ANILLO PARA REFUERZO ACETABULAR " DOT " - Diam. 58 mm. Derecho 03CACABCBM0001 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto 03CACABCBM0002 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano 03CACABCBM0003 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo 03CACABCBM0004 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XXL 03CACABCBM0005 CABEZA MODULAR Diametro 22,22 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano 03CACABCBM0006 CABEZA MODULAR Diametro 22,22 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo 03CACABCBM0007 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono</p>
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>6° 10/12mm. - Cuello corto 03CACABCBM0008 CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XL 03CACABCBM0009 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo 03CACABCBM0010 CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano 03CACABCBM0011 IPS-CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto 03CACABCBM0012 IPS-CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano 03CACABCBM0013 IPS-CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo 03CACABCBM0014 IPS-CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XXL 03CACABCBM0015 IPS-CABEZA MODULAR Diametro 22.22 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano 03CACABCBM0016 IPS-CABEZA MODULAR Diametro 22,22 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo 03CACABCBM0017 IPS-CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello corto 03CACABCBM0018 IPS-CABEZA MODULAR Diametro 28 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello XL 03CACABCBM0019 IPS-CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello largo 03CACABCBM0020 IPS-CABEZA MODULAR Diametro 32 mm. - Cono 6° 10/12mm. - Cuello mediano 03CACHRCAA0001 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- PPL-CROSSLINK-Alet.- diam.ext.50mm 03CACHRCAA0002 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- PPL-CROSSLINK-Alet.- diam.ext.44mm. 03CACHRCAA0003 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.-</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>PPL-CROSSLINK-Alet.- diam.ext.40mm. 03CACHRCAA0004 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL- CROSSLINK-Alet.-diam.ext.50mm 03CACHRCAA0005 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL- CROSSLINK-Alet.-diam.ext.44mm. 03CACHRCAA0006 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL- CROSSLINK-Alet.-diam.ext.40mm. 03CACHRCCA0001 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- AUTORRET-Aletado- diam.ext.50mm. 03CACHRCCA0002 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- AUTORRET-Aletado- diam.ext.44mm. 03CACHRCCA0003 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- AUTORRET-Aletado- diam.ext.40mm. 03CACHRCCL0001 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Std-cuello largo+8 mm. 03CACHRCCL0002 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Std-cuello largo+8 mm.-PULIDO 03CACHRCCL0003 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Std-cuello largo+8 mm. 03CACHRCCO0001 COTILO CHARNLEY diam.int.22.22 mm.- ANATOMICO-Aletado-diam.ext.40 mm. 03CACHRCCO0002 COTILO CHARNLEY diam.int.22.22 mm.- ANATOMICO-Aletado- diam.ext.44mm. 03CACHRCCO0003 COTILO CHARNLEY diam.int.22.22 mm.- ANATOMICO-CROSSLINK-Alet.- d.ext.40mm. 03CACHRCCO0004 COTILO CHARNLEY diam.int.22.22 mm.- ANATOMICO-CROSSLINK-Alet.- d.ext.44mm.</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		03CACHRCCP0001 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- PPL-Aletado-diam. ext. 50 mm. 03CACHRCCP0002 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- PPL-Aletado-diam. ext. 44 mm. 03CACHRCCP0003 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- PPL-Aletado-diam. ext. 40 mm. 03CACHRCCP0004 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 50 mm. 03CACHRCCP0005 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 44 mm. 03CACHRCCP0006 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 40 mm. 03CACHRCCP0007 IPS-COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- PPL-Aletado-diam. ext. 50 mm. 03CACHRCCP0008 IPS-COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- PPL-Aletado-diam. ext. 44 mm. 03CACHRCCP0009 IPS-COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- PPL-Aletado-diam. ext. 40 mm. 03CACHRCCP0010 IPS-COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 50 mm. 03CACHRCCP0011 IPS-COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 44 mm. 03CACHRCCP0012 IPS-COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 40 mm. 03CACHRCCP0013 COTILO CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 50 mm. 03CACHRCCP0014 COTILO CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 44 mm. 03CACHRCCP0025 COTILO CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 50 mm. - XL VIT E 03CACHRCCP0026 COTILO CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 44 mm. - XL VIT E 03CACHRCCP0027 COTILO
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 52 mm. - XL VIT E</p> <p>03CACHRCCP0028 COTILO CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 54 mm. - XL VIT E</p> <p>03CACHRCCP0029 COTILO CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 52 mm.</p> <p>03CACHRCCP0030 COTILO CHARNLEY diam.int. 32 mm. - PPL - Aletado - diam. ext. 54 mm.</p> <p>03CACHRCCX0001 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- PPL-CROSSLINK-Diam.ext.ext. 44 mm.</p> <p>03CACHRCCX0002 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- PPL-CROSSLINK-Diam.ext.ext. 40 mm.</p> <p>03CACHRCCX0003 COTILO CHARNLEY diam.int. 22.22 mm.- PPL-CROSSLINK-Diam.ext.ext. 50 mm.</p> <p>03CACHRCFM0001 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-Sobredimensionada- Desp.40mm.</p> <p>03CACHRCFM0002 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-Magnum-Sobredim.- Desp.40mm.</p> <p>03CACHRCFR0002 PROTESIS CHARNLEY P/REEMP.TOTAL DE CADERA-Ref.-Desp.40mm.</p> <p>03CACHRCFR0003 PROTESIS CHARNLEY P/REEMP.TOTAL DE CADERA-Ref.-Desp. 40 mm.- PULIDA</p> <p>03CACHRCFR0004 PROTESIS CHARNLEY P/REEMP.TOTAL DE CADERA-Ref.-Desp.35mm.-Tallo recto</p> <p>03CACHRCFR0005 PROTESIS CHARNLEY P/REEMP.TOTAL DE CADERA-Std. aletada-Desp.40mm.</p> <p>03CACHRCFR0006 PROTESIS CHARNLEY P/REEMP.TOTAL DE CADERA-Ref.-Desp.45mm.</p> <p>03CACHRCSA0001 COTILO</p>
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CHARNLEY diam.int.22.22 mm.- PPL-Excentrico-Aletado- d.ext.35mm.</p> <p>03CACHRCSA0002 COTILO CHARNLEY diam.int.22.22 mm. - PPL - Diam. ext. 44 mm.</p> <p>03CACHRCSA0003 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Diam. ext. 44 mm.</p> <p>03CACHRCSA0004 COTILO CHARNLEY diam.int.22.22 mm. - PPL - Diam. ext. 40 mm.</p> <p>03CACHRCSA0005 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Diam. ext. 40 mm.</p> <p>03CACHRCSA0006 COTILO CHARNLEY diam.int.22.22 mm. - PPL - Diam. ext. 50 mm.</p> <p>03CACHRCSA0007 COTILO CHARNLEY diam.int. 28 mm. - PPL - Diam. ext. 50 mm.</p> <p>03CACHRCSA0008 COTILO CHARNLEY diam.int.22.22 mm.- PPL-Chico s/borde dentado- d.ext.40mm.</p> <p>03CACHREFP0160 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-REF.-DESP.40mm-tallo 160mm.-PULIDA</p> <p>03CACHREFP0180 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-REF.-DESP.40mm-tallo 180mm.-PULIDA</p> <p>03CACHREFP0200 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-REF.-DESP.40mm-tallo 200mm.-PULIDA</p> <p>03CACHREFP0220 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-REF.-DESP.40mm-tallo 220mm.-PULIDA</p> <p>03CACHREFP0240 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-REF.-DESP.40mm-tallo 240mm.-PULIDA</p> <p>03CACHREFP0241 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-REF.-DESP.40mm-tallo 200mm.</p> <p>03CACHREFP0242 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6°</p>
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Ø10/12mm-REF.-DESP.40mm-tallo 160mm. 03CACHREFP0243 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-REF.-DESP.40mm-tallo 180mm. 03CACHREFP0244 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-REF.-DESP.40mm-tallo 220mm. 03CACHREFP0245 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-REF.-DESP.40mm-tallo 240mm. 03CACHRERE0001 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-Extra ref.- Desp.40mm.-cuello+20mm. 03CACHRERE0004 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Extra ref.-Desp.40mm.-cuello+20mm. 03CACHRERE0005 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-Extra ref.- Desp.40mm.-cuello+20mm. 03CACHRERE0006 IPS- PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Extra ref.-Desp.40mm.-cuello+20mm. 03CACHRERL0001 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-Extra ref.- Desp.40mm.-cuello+10mm. 03CACHRERL0003 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Extra ref.-Desp.40mm.-cuello+10mm. 03CACHRERL0004 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø10/12mm-Extra ref.- Desp.40mm.-cuello+10mm. 03CACHRERL0005 IPS- PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Extra ref.-Desp.40mm.-cuello+10mm. 03CACHRERM0001 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Extra ref.- Desp.40mm. 03CACHRERM0002 PROTESIS</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CHARNLEY C.CONICO-6º diam.10/12mm-Extra ref.- Desp.40mm.-PULIDO 03CACHRERM0004 PROTESIS CHARNLEY P/ REEMPLAZO TOTAL DE CADERA-Extra ref.-Desp.40mm. 03CACHRERM0005 PROTESIS CHARNLEY P/ REEMPLAZO TOTAL DE CADERA-Extra ref.- Desp.40mm.-PULIDO 03CACHRERM0006 PROTESIS CHARNLEY P/ REEMPLAZO TOTAL DE CADERA-Extra ref.-Desp.45mm. 03CACHRERM0007 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6º diam.10/12mm-Extra ref.- Desp.40mm. 03CACHRERM0008 IPS- PROTESIS CHARNLEY P/ REEMPLAZO TOTAL DE CADERA- Extra ref.-Desp.40mm. 03CACHRERM0009 IPS- PROTESIS CHARNLEY P/ REEMPLAZO TOTAL DE CADERA- Extra ref.-Desp.45mm. 03CACHRERR0001 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAM. REDUCIDO-Extra ref.-Desp.40mm.- cuello+10 mm. 03CACHRERR0002 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAM. REDUCIDO-Extra ref.-Desp.40mm. 03CACHREXR0001 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAM.REDUCIDO-Ref.- Desp.40mm.-cuello+10mm. 03CACHREXR0002 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAM.REDUCIDO-Ref.- Desplaz.40mm. 03CACHRFRR0001 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-RECTO-Fina - Espesor.8 mm. 03CACHRFRR0002 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-RECTO-Extra fina 03CACHRFRR0003 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-RECTO-Guesa - Espesor 9.5 mm.</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>03CACHRFRR0006 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO-RECTO-Ref.- Desp.35mm.</p> <p>03CACHRFRR0007 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-RECTO-Ultra fina</p> <p>03CACHRMED0001 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam.10/12mm-Std-Desplaz.40mm.</p> <p>03CACHRMED0002 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam.10/12mm-Std-Desplaz.40mm.-PULIDO</p> <p>03CACHRMED0004 IPS-PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam.10/12mm-Std-Desplaz.40mm.</p> <p>03CACHRMED0005 IPS-PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam.10/12mm-Std-Desplaz.40mm.-PULIDO</p> <p>03CACHRRCE0001 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-REVISION-Extra ref.- Desp.40mm.-cuello+20mm.</p> <p>03CACHRRCL0001 PROT.CHARNLEY P/ CADERA-REVISION-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm</p> <p>03CACHRRCL0002 PROT.CHARNLEY CUELLO DIAM.RED.-REVIS.-Extra ref-Desp.40mm.-cuello+10mm</p> <p>03CACHRRCL0003 PROT.CHARNLEY P/ CADERA-REVISION-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.-largo200mm</p> <p>03CACHRRCL0004 PROT.CHARNLEY P/ CADERA-REVISION-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.-largo220mm</p> <p>03CACHRRCL0005 PROT.CHARNLEY P/ CADERA-REVISION-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.-largo240mm</p> <p>03CACHRRCL0006 PROT.CHARNLEY P/ CADERA-REVISION-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.-largo260mm</p> <p>03CACHRRCL0007</p>
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>PROT.CHARNLEY P/ CADERA- REVISION-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.- largo280mm 03CACHRRCL0008</p> <p>PROT.CHARNLEY P/ CADERA- REVISION-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.- largo300mm 03CACHRRRCR0001 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO - Fina - Espesor.8 mm. 03CACHRRRCR0002 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO - Gruesa - Espesor 9.5 mm. 03CACHRRRCR0003 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO - Ultra fina 03CACHRREC0003 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Fina- Espesor.8mm. 03CACHRREC0004 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Fina- Espesor.8mm.-PULIDO 03CACHRREC0005 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Gruesa- Espesor 9.5mm. 03CACHRREC0006 IPS-PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Fina- Espesor.8mm. 03CACHRREC0007 IPS-PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Fina- Espesor.8mm.-PULIDO 03CACHRREC0008 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Gruesa- Espesor 9.5mm. 03CACHRREC0009 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Extra Fina- Esp.8mm. 03CACHRREE0001 PROT. CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R. Desp.40mm.-cuello+20mm.</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>03CACHRRCL0007 PROT.CHARNLEY P/ CADERA-REVISION-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.- largo280mm</p> <p>03CACHRRCL0008 PROT.CHARNLEY P/ CADERA-REVISION-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.- largo300mm</p> <p>03CACHRRRCR0001 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO - Fina - Espesor.8 mm.</p> <p>03CACHRRRCR0002 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO - Gruesa - Espesor 9.5 mm.</p> <p>03CACHRRRCR0003 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO - Ultra fina</p> <p>03CACHRRREC0003 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Fina- Espesor.8mm.</p> <p>03CACHRRREC0004 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Fina- Espesor.8mm.-PULIDO</p> <p>03CACHRRREC0005 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Gruesa- Espesor 9.5mm.</p> <p>03CACHRRREC0006 IPS-PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Fina- Espesor.8mm.</p> <p>03CACHRRREC0007 IPS-PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Fina- Espesor.8mm.-PULIDO</p> <p>03CACHRRREC0008 IPS-PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Gruesa- Espesor 9.5mm.</p> <p>03CACHRRREC0009 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-RECTA-Extra Fina- Esp.8mm.</p> <p>03CACHRRREE0001 PROT. CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.-</p>
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>Desp.40mm.-cuello+20mm. 03CACHRREE0002 PROT.CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.- E.R.-Desp.40mm.-cuello+20 mm.- PULIDO</p> <p>03CACHRREE0003 PROT. CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm. largo 200mm</p> <p>03CACHRREE0004 PROT. CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm. largo 220mm</p> <p>03CACHRREE0005 PROT. CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm. largo 240mm</p> <p>03CACHRREE0006 PROT. CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm. largo 260mm</p> <p>03CACHRREE0007 PROT. CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm. largo 280mm</p> <p>03CACHRREE0008 PROT. CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm. largo 300mm</p> <p>03CACHRREE0009 PROT. CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.</p> <p>03CACHRREE0010 PROT. CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.-PULIDO</p> <p>03CACHRREE0011 IPS- PROT.CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+20mm.</p> <p>03CACHRREE0012 IPS- PROT.CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+20 mm.-</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>PULIDO</p> <p>03CACHRREE0013 IPS- PROT.CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.</p> <p>03CACHRREE0014 IPS- PROT.CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-REVIS.-E.R.- Desp.40mm.-cuello+10mm.-PULIDO</p> <p>03CACHRREL0001 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Ref.-Desp.40mm.- cuello+20mm.</p> <p>03CACHRREL0002 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Ref.-Desp.40mm.- cuello+20mm.-PULIDO</p> <p>03CACHRREL0011 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Ref.-Desp.40mm.- cuello+20mm.</p> <p>03CACHRREL0012 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Ref.-Desp.40mm.- cuello+20mm.-PULIDO</p> <p>03CACHRREL0013 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Ref.-Desp.40mm.- cuello+20mm.</p> <p>03CACHRREL0014 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Ref.-Desp.40mm.- cuello+20mm.-PULIDO</p> <p>03CACHRRLA0001 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Ref.-Desp.40mm.- cuello+10mm.</p> <p>03CACHRRLA0002 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Ref.-Desp.40mm.- cuello+10 mm.-PULIDO</p> <p>03CACHRRLA0003 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Ref.-Desp.40mm.- cuello+10mm.</p> <p>03CACHRRLA0004 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Ref.-Desp.40mm.- cuello+10mm.-PULIDO</p> <p>03CACHRRLA0005 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6°</p>
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>diam.10/12mm-Ref.-Desp.40mm.- cuello+10mm. 03CACHRRLA0006 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Ref.-Desp.40mm.- cuello+10 mm.-PULIDO 03CACHRRME0001 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.40mm. 03CACHRRME0002 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.40mm. - PULIDO 03CACHRRME0003 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.35mm. 03CACHRRME0004 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.35mm. - PULIDO 03CACHRRME0005 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Std aletada- Desp.40mm. 03CACHRRME0006 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Std aletada- Desp.40mm.-PULIDO 03CACHRRME0007 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.45mm. 03CACHRRME0008 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.40mm. 03CACHRRME0009 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.40mm. - PULIDO 03CACHRRME0010 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.35mm. 03CACHRRME0011 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.35mm. - PULIDO 03CACHRRME0012 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Std aletada- Desp.40mm. 03CACHRRME0013 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6°</p>
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>diam.10/12mm-Std aletada- Desp.40mm.-PULIDO 03CACHRRME0014 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Ref.-Desp.45mm. 03CACHRRPL0001 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Para luxacion congenita de cadera. 03CACHRRPL0002 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAM. REDUCIDO-Para luxacion congenita de cadera 03CACHRRPL0003 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Para lux.cong.de cadera 03CACHRRPL0004 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Para lux.cong.de cadera-PULIDO 03CACHRRPL0005 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Para lux.cong. de cadera.-Extra fino 03CACHRRPL0006 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Para lux.cong.de cadera 03CACHRRPL0007 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm.-Para lux.cong.de cadera-PULIDO 03CACHRRPL0008 PROT.CHARNLEY C. DIAM. REDUCIDO-Luxacion congenita de cadera - ULTRA FINA 03CACHRRST0001 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVIS.-tallo largo200 mm.-PULIDA 03CACHRRST0002 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVIS.-tallo largo250 mm.-PULIDA 03CACHRRST0003 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-tallo largo160 mm. 03CACHRRST0004 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>10/12mm-STD-REVISION-tallo largo180 mm. 03CACHRRST0005 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-tallo largo200 mm. 03CACHRRST0006 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-tallo largo250 mm. 03CACHRRST0008 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-tallo largo300 mm. 03CACHRRST0009 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-tallo largo400 mm. 03CACHRRST0010 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVIS.-tallo largo160 mm.-PULIDA 03CACHRRST0011 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVIS.-tallo largo180 mm.-PULIDA 03CACHRRST0012 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVIS.-tallo largo220 mm.-PULIDA 03CACHRRST0013 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVIS.-tallo largo240 mm.-PULIDA 03CACHRRST0018 IPS-PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-tallo largo240 mm. 03CACHRRST0019 IPS-PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-tallo largo250 mm. 03CACHRRST0020 IPS-PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-tallo largo260 mm. 03CACHRRST0021 IPS-PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-tallo largo280 mm. 03CACHRRST0022 IPS-</p>
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-tallo largo300 mm. 03CACHRRST0023 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-tallo largo400 mm. 03CACHRRST0024 PROT. CHARNLEY C.CONICO-6° Ø 10/12mm-STD-REVISION-180 mm. - ULTRA FINA 03CACHRS340001 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-Pequeña 03CACHRS340002 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-Cuello 3/4 tallo recto. 03CACHRS340003 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-Cuello 3/4 tallo recto. - PULIDO 03CACHRS340004 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Cuello 3/4 tallo recto.- EXTRA FINA 03CACHRS340005 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam. 10/12mm - Pequeña - PULIDA 03CACHRS340006 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO -6° diam. 10/12mm - Pequeña 03CACHRS340007 IPS- PROTESIS CHARNLEY C.CONICO - 6° diam. 10/12mm - Pequeña - PULIDA 03CACHRSCL0001 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Std con cuello largo+8mm. 03CACHRSCL0002 PROTESIS CHARNLEY P/REEMPLAZO DE CADERA-Std con cuello largo+8mm.-PULIDO 03CACHRSME0001 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-Std-Desplaz.45 mm. 03CACHRSME0002 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-Std-Desplaz.40 mm. - PULIDO 03CACHRSME0003 PROTESIS</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-Std-Desplaz.40 mm. 03CACHRSME0004 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO - Standard - Desplaz. 40 mm. 03CACHRSTL0001 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-STD-REVIS.-tallo largo 160 mm. 03CACHRSTL0002 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-STD-REVIS.-tallo largo 180 mm. 03CACHRSTL0003 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-STD-REVIS.-tallo largo 200 mm. 03CACHRSTL0004 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-STD-REVIS.-tallo largo 240 mm. 03CACHRSTL0005 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-STD-REVIS.-tallo largo 250 mm. 03CACHRSTL0006 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-STD-REVIS.-tallo largo 300 mm. 03CACHRSTL0009 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-STD-REVIS.-tallo largo 220 mm. 03CACHRSTL0010 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-STD-REVIS.-tallo largo 260 mm. 03CACHRSTL0011 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-STD-REVIS.-tallo largo 280 mm. 03CACHRSTR0001 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO - cuello 3/4 03CACHRSTR0002 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO - cuello 3/4 - EXTRA FINO 03CACHRSTR0003 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>REDUCIDO - cuello 3/4 - ULTRA FINO</p> <p>03CACHRSTR0004 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO-Std aletada- Desp.40mm.</p> <p>03CACHRSTR0010 PROTESIS CHARNLEY CUELLO DIAMETRO REDUCIDO-Std con cuello largo+8mm.</p> <p>03CAESPCRE0001 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-Recta extra fina-largo 250mm.</p> <p>03CAESPDIM0001 CABEZA DIAM.28mm-CONO 15/16 3°-XXL +12</p> <p>03CAESPDIM0002 CABEZA DIAM.28mm-CONO 15/16 3°-XL +4</p> <p>03CAESPDIM0003 CABEZA DIAM.28mm-CONO 14/16 6°-XXL +12</p> <p>03CAESPDIM0004 CABEZA DIAM.28mm-CONO 14/16 6°-XL +4</p> <p>03CAESPDIM0005 CABEZA DIAM.28mm-CONO 15/16 2.5°-XXL +12</p> <p>03CAESPDIM0006 CABEZA DIAM.28mm-CONO 15/16 2.5°-XL +4</p> <p>03CAESPDIM0007 COTILO CHARNLEY diam.int. 36 mm.- Aletado-diam. ext. 50 mm.</p> <p>03CAESPDIM0008 PROT. CHARNLEY CUELLO DIAM.REDUC.- Std alet.-Desp.40mm. / -20mm.</p> <p>03CAESPDIM0009 COTILO MULLER Especial 1</p> <p>03CAESPDIM0010 COTILO MULLER Especial 2</p> <p>03CAESPDIM0012 PROT CHARNLEY 76-11 UF - Especial</p> <p>03CAESPDIM0013 PROT ONCOLOGICA Especial 1</p> <p>03CAESPDIM0014 PROT ONCOLOGICA Especial 2</p> <p>03CAESPEF70001 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-Recta extra fina-largo 170mm</p> <p>03CAESPEF80001 PROTESIS</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-Recta extra fina-largo 180mm.</p> <p>03CAESPRCM0001 PROTESIS TOTAL DE RESECCION MODULAR 6° diam. 10/12 mm. - Largo 150 mm.</p> <p>03CAESPRCM0002 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-RESECCION-largo 250 mm.</p> <p>03CAESPRCM0003 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-RESECCION-largo 300 mm.</p> <p>03CAESPRCM0004 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-RESECCION-largo 400 mm.</p> <p>03CAESPRCM0005 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-RESECCION-largo 350 mm.</p> <p>03CAESPRCM0006 PROTESIS CHARNLEY PARA REEMPLAZO DE CADERA-RESECCION-largo 370 mm.</p> <p>03CAESPRFC0001 PROTESIS CHARNLEY C.CONICO-6° diam.10/12mm-Recta fina-espesor 8mm.-largo 200mm</p> <p>03CAIPSFIP0001 PROTESIS PLATINO C.CONICO-6° cono diam.10/12 mm.-PULIDO ESPEJO-Nro.1</p> <p>03CAIPSFIP0002 PROTESIS PLATINO C.CONICO-6° cono diam.10/12 mm.-PULIDO ESPEJO-Nro.2</p> <p>03CAIPSFIP0003 PROTESIS PLATINO C.CONICO-6° cono diam.10/12 mm.-PULIDO ESPEJO-Nro.3</p> <p>03CAIPSFIP0004 PROTESIS PLATINO C.CONICO-6° cono diam.10/12 mm.-PULIDO ESPEJO-Nro.4</p> <p>03CAIPSFIP0005 PROTESIS PLATINO C.CONICO-6° cono diam.10/12 mm.-PULIDO ESPEJO-Nro.5</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>03CAIPSFIP0011 PROTESIS PLATINO CEMENTO CEMENTO C.CONICO- 6° - 10/12 mm.- PUL.ESPEJO - Nro.1</p> <p>03CAIPSIPS0001 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 1-der.</p> <p>03CAIPSIPS0002 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 1-izq.</p> <p>03CAIPSIPS0003 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 2-der.</p> <p>03CAIPSIPS0004 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 2-izq.</p> <p>03CAIPSIPS0005 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 3-der.</p> <p>03CAIPSIPS0006 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 3-izq.</p> <p>03CAIPSIPS0007 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 4-der.</p> <p>03CAIPSIPS0008 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 4-izq.</p> <p>03CAIPSIPS0009 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 5-der.</p> <p>03CAIPSIPS0010 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 5-izq.</p> <p>03CAIPSIPS0011 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 6-der.</p> <p>03CAIPSIPS0012 PROTESIS P/REEMPLAZO DE CADERA IPS- C.CONICO 6°10/12mm.-Tamaño 6-</p>
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>izq.</p> <p>03CAMULCMA0001 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 44</p> <p>03CAMULCMA0002 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 50</p> <p>03CAMULCMA0003 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 54</p> <p>03CAMULCMA0004 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 46</p> <p>03CAMULCMA0005 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 48</p> <p>03CAMULCMA0006 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 52</p> <p>03CAMULCMA0007 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 56</p> <p>03CAMULCMA0008 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 58</p> <p>03CAMULCMA0009 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 42</p> <p>03CAMULCMA0010 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - Diam.exterior 60</p> <p>03CAMULCMA0011 IPS-COTILO MULLER d. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - d.ext. 44</p> <p>03CAMULCMA0012 IPS-COTILO MULLER d. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - d.ext. 50</p> <p>03CAMULCMA0013 IPS-COTILO MULLER d. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - d.ext. 54</p> <p>03CAMULCMA0014 IPS-COTILO</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		MULLER d. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - d.ext. 42 03CAMULCMA0015 IPS-COTILO MULLER d. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - d.ext. 46 03CAMULCMA0016 IPS-COTILO MULLER d. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - d.ext. 48 03CAMULCMA0017 IPS-COTILO MULLER d. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - d.ext. 52 03CAMULCMA0018 IPS-COTILO MULLER d. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - d.ext. 56 03CAMULCMA0019 IPS-COTILO MULLER d. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - d.ext. 58 03CAMULCMA0020 IPS-COTILO MULLER d. int. 28 mm. - AUTORRETENTIVO - d.ext. 60 03CAMULCMP0001 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 42 03CAMULCMP0002 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 44 03CAMULCMP0003 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 46 03CAMULCMP0004 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 48 03CAMULCMP0005 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 50 03CAMULCMP0006 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 52 03CAMULCMP0007 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 54 03CAMULCMP0008 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 56 03CAMULCMP0009 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 58 03CAMULCMP0010 COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 60 03CAMULCMP0011 IPS-COTILO
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 42 03CAMULCMP0012 IPS-COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 44 03CAMULCMP0013 IPS-COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 46 03CAMULCMP0014 IPS-COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 48 03CAMULCMP0015 IPS-COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 50 03CAMULCMP0016 IPS-COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 52 03CAMULCMP0017 IPS-COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 54 03CAMULCMP0018 IPS-COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 56 03CAMULCMP0019 IPS-COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 58 03CAMULCMP0020 IPS-COTILO MULLER diam.int.28 mm. - PPL - Diam.exterior 60 03CAMULCMP0021 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diametro 44mm. - CROSSLINK 03CAMULCMP0022 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diametro 46mm. - CROSSLINK 03CAMULCMP0023 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diametro 48mm. - CROSSLINK 03CAMULCMP0024 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diametro 50mm. - CROSSLINK 03CAMULCMP0025 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diámetro 52mm. - CROSSLINK 03CAMULCMP0026 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diametro 54mm. - CROSSLINK 03CAMULCMP0027 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diámetro 56mm. - CROSSLINK 03CAMULCMP0028 COTILO
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diámetro 58mm. - CROSSLINK 03CAMULCMP0029 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diámetro 44mm. - XL VIT E 03CAMULCMP0030 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diámetro 46mm. - XL VIT E 03CAMULCMP0031 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diámetro 48mm. - XL VIT E 03CAMULCMP0032 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diámetro 50mm. - XL VIT E 03CAMULCMP0033 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diámetro 52mm. - XL VIT E 03CAMULCMP0034 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diámetro 54mm. - XL VIT E 03CAMULCMP0035 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diámetro 56mm. - XL VIT E 03CAMULCMP0036 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - PPL - Diámetro 58mm. - XL VIT E 03CAMULCMS0001 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 50mm. 03CAMULCMS0002 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 48mm. 03CAMULCMS0003 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 46mm. 03CAMULCMS0004 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 44mm. 03CAMULCMS0005 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 54 mm. 03CAMULCMS0006 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 58 mm. 03CAMULCMS0007 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 52 mm. 03CAMULCMS0008 IPS-COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 50mm. 03CAMULCMS0009 IPS-COTILO
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>MULLER diam. int. 32 mm. - Diametro 48mm. 03CAMULCMS0010 IPS-COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 46mm. 03CAMULCMS0011 IPS-COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diametro 44mm. 03CAMULCMS0012 IPS-COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diametro 54 mm. 03CAMULCMS0013 IPS-COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 58 mm. 03CAMULCMS0014 IPS-COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 52 mm. 03CAMULCMS0015 COTILO MULLER diam. int. 32 mm. - Diámetro 56 mm. 03CAMULCPP0001 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL- AUTORRETENTIVO-CROSSLINK- Diam.ext.44 03CAMULCPP0002 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL- AUTORRETENTIVO-CROSSLINK- Diam.ext.50 03CAMULCPP0003 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL- AUTORRETENTIVO-CROSSLINK- Diam.ext.54 03CAMULCPP0004 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL- AUTORRETENTIVO-CROSSLINK- Diam.ext.42 03CAMULCPP0005 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL- AUTORRETENTIVO-CROSSLINK- Diam.ext.46 03CAMULCPP0006 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL- AUTORRETENTIVO-CROSSLINK- Diam.ext.48 03CAMULCPP0007 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL- AUTORRETENTIVO-CROSSLINK- Diam.ext.52 03CAMULCPP0008 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL- AUTORRETENTIVO-CROSSLINK-</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		Diam.ext.56 03CAMULCPP0009 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL- AUTORRETENTIVO-CROSSLINK- Diam.ext.58 03CAMULCPP0010 COTILO MULLER diam.int.28mm.-PPL- AUTORRETENTIVO-CROSSLINK- Diam.ext.60 03CAMULCPX0001 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 44 03CAMULCPX0002 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 50 03CAMULCPX0003 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 54 03CAMULCPX0004 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 42 03CAMULCPX0005 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 46 03CAMULCPX0006 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 48 03CAMULCPX0007 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 52 03CAMULCPX0008 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 56 03CAMULCPX0009 COTILO MULLER diam. int. 28 mm. - PPL - CROSS LINK - Diam.exterior 58 03CAMULFMA0001 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE- C.CONICO 6° 10/12mm. - 7.5 mm. 03CAMULFMA0002 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE- C.CONICO 6° 10/12mm. - 10 mm. 03CAMULFMA0003 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE- C.CONICO 6° 10/12mm. - 12.5 mm. 03CAMULFMA0004 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE- C.CONICO 6° 10/12mm. - 15 mm. 03CAMULFMA0005 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>C.CONICO 6° 10/12mm. - 17.5 mm. 03CAMULFMA0006 PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 20 mm. 03CAMULFMA0007 IPS-PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 7.5 mm. 03CAMULFMA0008 IPS-PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 10 mm. 03CAMULFMA0009 IPS-PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 12.5 mm. 03CAMULFMA0010 IPS-PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 15 mm. 03CAMULFMA0011 IPS-PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 17.5 mm. 03CAMULFMA0012 IPS-PROTESIS TIPO MULLER AUTOBLOQUEANTE-C.CONICO 6° 10/12mm. - 20 mm. 03CARETCEN0001 RETEN CENTRALIZADOR PLATINO - Diam 9 mm 03CARETCEN0002 RETEN CENTRALIZADOR PLATINO - Diam 11 mm 03CARETCEN0003 RETEN CENTRALIZADOR PLATINO - Diam 13 mm 03CARETCEN0004 RETEN CENTRALIZADOR PLATINO - Diam 15 mm 03CARETCEN0005 RETEN CENTRALIZADOR PLATINO - Diam 17 mm 03CARETCEN0006 RETEN CENTRALIZADOR PLATINO - TREBOLAR 03CARETRET0001 RETEN DE CEMENTO PARA CANAL MEDULAR - diam. 12.5 mm. 03CARETRET0002 RETEN DE</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>CEMENTO PARA CANAL MEDULAR - diam. 17.5 mm 03CARETRET0003 RETEN DE CEMENTO PARA CANAL MEDULAR - diam.10.0 mm 03CARETRET0004 RETEN DE CEMENTO PARA CANAL MEDULAR - diam. 15.0 mm. 03CARETRET0005 RETEN DE CEMENTO PARA CANAL MEDULAR - diam. 20.0 mm. 03CARETRET0006 RETEN DE CEMENTO SL - CHICO - 17mm 03CARETRET0007 RETEN DE CEMENTO SL - MEDIANO - 21mm 03CARETRET0008 RETEN DE CEMENTO SL - GRANDE - 25mm 03CARETRET0009 IPS-RETEN DE CEMENTO SL - CHICO - 17mm 03CARETRET0010 IPS-RETEN DE CEMENTO SL - MEDIANO - 21mm 03CARETRET0011 IPS-RETEN DE CEMENTO SL - GRANDE - 25mm 03CATHOCTH0001 COTILO TIPO THOMPSON - diametro interior 39 mm 03CATHOCTH0002 COTILO TIPO THOMPSON - diametro interior 41 mm 03CATHOCTH0003 COTILO TIPO THOMPSON - diametro interior 43 mm 03CATHOCTH0004 COTILO TIPO THOMPSON - diametro interior 45 mm 03CATHOCTH0005 COTILO TIPO THOMPSON - diametro interior 47 mm 03CATHOCTH0006 COTILO TIPO THOMPSON - diametro interior 49 mm 03CATHOCTH0007 COTILO TIPO THOMPSON - diametro interior 51 mm 03CATHOCTH0008 COTILO TIPO THOMPSON - diametro interior 53 mm 03CATHOCTH0009 COTILO TIPO THOMPSON - diametro interior 55 mm</p>
--	--	---

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>03CACABCBM0021 CABEZA MODULAR Diam. 36mm. - Cono 6° 10/12mm - Cuello C -4</p> <p>03CACABCBM0022 CABEZA MODULAR Diam. 36mm. - Cono 6° 10/12mm - Cuello M 0</p> <p>03CACABCBM0023 CABEZA MODULAR Diam. 36mm. - Cono 6° 10/12mm - Cuello L +4</p> <p>03CACHRCAA0007 COT CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL- XL VIT E-Alet.-diam.ext.50mm</p> <p>03CACHRCAA0008 COT CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL- XL VIT E-Alet.-diam.ext.44mm.</p> <p>03CACHRCAA0009 COT CHARNLEY diam.int. 28 mm.-PPL- XL VIT E-Alet.-diam.ext.40mm.</p> <p>03CACHRCCP0015 COT CHARNLEY diam.int. 36 mm.-PPL- Aletado - diam. ext. 52 mm.</p> <p>03CACHRCCP0016 COT CHARNLEY diam.int. 36 mm.-PPL- Aletado - diam. ext. 54 mm.</p> <p>03CACHRCCP0017 COT CHARNLEY diam.int. 36 mm.-PPL- Aletado - diam. ext. 56 mm.</p> <p>03CACHRCCP0018 COT CHARNLEY diam.int. 36 mm.-PPL- Aletado - diam. ext. 58mm.</p> <p>03CACHRCCP0019 COT CHARNLEY diam.int. 36 mm.-PPL- Aletado - diam. ext. 60mm.</p> <p>03CACHRCCP0020 COT CHARNLEY diam.int. 36 mm.-PPL- Alet. - diam. ext. 52 mm.XL VIT E</p> <p>03CACHRCCP0021 COT CHARNLEY diam.int. 36 mm.-PPL- Alet. - diam. ext. 54 mm.XL VIT E</p> <p>03CACHRCCP0022 COT CHARNLEY diam.int. 36 mm.-PPL- Alet. - diam. ext. 56 mm.XL VIT E</p> <p>03CACHRCCP0023 COT CHARNLEY diam.int. 36 mm.-PPL- Alet. - diam. ext. 58mm. XL VIT E</p> <p>03CACHRCCP0024 COT CHARNLEY diam.int. 36 mm.-PPL- Alet. - diam. ext. 60mm. XL VIT E</p> <p>03CAMULCMP0037 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 52mm. - CROSSLINK</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		<p>03CAMULCMP0038 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 54mm. - CROSSLINK</p> <p>03CAMULCMP0039 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 56mm. - CROSSLINK</p> <p>03CAMULCMP0040 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 58mm. - CROSSLINK</p> <p>03CAMULCMP0041 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 60mm. - CROSSLINK</p> <p>03CAMULCMP0042 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 52mm.</p> <p>03CAMULCMP0043 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 54mm.</p> <p>03CAMULCMP0044 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 56mm.</p> <p>03CAMULCMP0045 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 58mm.</p> <p>03CAMULCMP0046 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 60mm.</p> <p>03CAMULCMP0047 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 52mm.XL VIT E</p> <p>03CAMULCMP0048 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 54mm.XL VIT E</p> <p>03CAMULCMP0049 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 56mm.XL VIT E</p> <p>03CAMULCMP0050 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 58mm.XL VIT E</p> <p>03CAMULCMP0051 COT MULLER diam. int. 36 mm.-PPL-diam. 60mm.XL VIT E</p> <p>03CAMULCPX0010 COT MULLER diam. int. 28 mm.-PPL-XL VIT E - Diam.ext. 42</p> <p>03CAMULCPX0011 COT MULLER diam. int. 28 mm.-PPL-XL VIT E - Diam.ext. 44</p> <p>03CAMULCPX0012 COT MULLER diam. int. 28 mm.-PPL-XL VIT E - Diam.ext. 46</p>
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		03CAMULCPX0013 COT MULLER diam. int. 28 mm.-PPL-XL VIT E - Diam.ext. 48 03CAMULCPX0014 COT MULLER diam. int. 28 mm.-PPL-XL VIT E - Diam.ext. 50 03CAMULCPX0015 COT MULLER diam. int. 28 mm.-PPL-XL VIT E - Diam.ext. 52 03CAMULCPX0016 COT MULLER diam. int. 28 mm.-PPL-XL VIT E - Diam.ext. 54 03CAMULCPX0017 COT MULLER diam. int. 28 mm.-PPL-XL VIT E - Diam.ext. 56 03CAMULCPX0018 COT MULLER diam. int. 28 mm.-PPL-XL VIT E - Diam.ext. 58 03CAPLADOC0001 PLATINO 12/14 N1 STD 03CAPLADOC0002 PLATINO 12/14 N2 STD 03CAPLADOC0003 PLATINO 12/14 N3 STD 03CAPLADOC0004 PLATINO 12/14 N4 STD 03CAPLADOC0005 PLATINO 12/14 N5 STD 03CAPLADOC0006 Cabeza modular 12/14 - diam. 28mm - corto 03CAPLADOC0007 Cabeza modular 12/14 - diam. 28mm - medio 03CAPLADOC0008 Cabeza modular 12/14 - diam. 28mm - largo 03CAPLADOC0009 Cabeza modular 12/14 - diam. 28mm - XL 03CAPLADOC0010 Cabeza modular 12/14 - diam. 28mm - XXL 03CAPLADOC0011 Cabeza modular 12/14 - diam. 32mm - corto 03CAPLADOC0012 Cabeza modular 12/14 - diam. 32mm - medio 03CAPLADOC0013 Cabeza modular 12/14 - diam. 32mm - largo 03CAPLADOC0014 Cabeza
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		modular 12/14 - diam. 32mm - XL 03CAPLADOC0015 Cabeza modular 12/14 - diam. 36mm - corto 03CAPLADOC0016 Cabeza modular 12/14 - diam. 36mm - medio 03CAPLADOC0017 Cabeza modular 12/14 - diam. 36mm - largo 03CAPLADOC0018 Cabeza modular 12/14 - diam. 36mm - XL 03CAPLAEVO0001 PLATINO EVO - N0 STD 03CAPLAEVO0002 PLATINO EVO - N1 STD 03CAPLAEVO0003 PLATINO EVO - N2 STD 03CAPLAEVO0004 PLATINO EVO - N3 STD 03CAPLAEVO0005 PLATINO EVO - N4 STD 03CAPLAEVO0006 PLATINO EVO - N5 STD 03CAPLAEVO0007 PLATINO EVO - N0 HO 03CAPLAEVO0008 PLATINO EVO - N1 HO 03CAPLAEVO0009 PLATINO EVO - N2 HO 03CAPLAEVO0010 PLATINO EVO - N3 HO 03CAPLAEVO0011 PLATINO EVO - N4 HO 03CAPLAEVO0012 PLATINO EVO - N5 HO 03CAPLAEVR0001 PLATINO EVO - N2 HO - 180 03CAPLAEVR0002 PLATINO EVO - N2 HO - 210 03CAPLAEVR0003 PLATINO EVO - N2 HO - 230 03CAPLAEVR0004 PLATINO EVO - N2 HO - 250 03CAPLAEVR0005 PLATINO EVO - N3 HO - 180 03CAPLAEVR0006 PLATINO EVO - N3 HO - 210 03CAPLAEVR0007 PLATINO EVO - N3 HO - 230 03CAPLAEVR0008 PLATINO EVO
--	--	--

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

		- N3 HO - 250	
		03CAPLAEVR0009	PLATINO EVO
		- N2 STD - 180	
		03CAPLAEVR0010	PLATINO EVO
		- N2 STD - 210	
		03CAPLAEVR0011	PLATINO EVO
		- N2 STD - 230	
		03CAPLAEVR0012	PLATINO EVO
		- N2 STD - 250	
		03CAPLAEVR0013	PLATINO EVO
		- N3 STD - 180	
		03CAPLAEVR0014	PLATINO EVO
		- N3 STD - 210	
		03CAPLAEVR0015	PLATINO EVO
		- N3 STD - 230	
		03CAPLAEVR0016	PLATINO EVO
		- N3 STD - 250	
		03CAPLAREV0001	PLATINO
		REV. 12/14 N3 STD - 180	
		03CAPLAREV0002	PLATINO
		REV. 12/14 N3 STD - 210	
		03CAPLAREV0003	PLATINO
		REV. 12/14 N3 STD - 230	
		03CAPLAREV0004	PLATINO
		REV. 12/14 N3 STD - 250	
		03CAPLAREV0005	PLATINO
		REV. 12/14 N3 HO - 180	
		03CAPLAREV0006	PLATINO
		REV. 12/14 N3 HO - 210	
		03CAPLAREV0007	PLATINO
		REV. 12/14 N3 HO - 230	
		03CAPLAREV0008	PLATINO
		REV. 12/14 N3 HO - 250	
		03CAPLAREV0009	PLATINO
		REV. 12/14 N5 STD - 180	
		03CAPLAREV0010	PLATINO
		REV. 12/14 N5 STD - 210	
		03CAPLAREV0011	PLATINO
		REV. 12/14 N5 STD - 230	
		03CAPLAREV0012	PLATINO
		REV. 12/14 N5 STD - 250	
		03CAPLAREV0013	PLATINO
		REV. 12/14 N5 HO - 180	
		03CAPLAREV0014	PLATINO
		REV. 12/14 N5 HO - 210	
		03CAPLAREV0015	PLATINO
		REV. 12/14 N5 HO - 230	
		03CAPLAREV0016	PLATINO
		REV. 12/14 N5 HO - 250	

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

Forma de Presentación	-	Por unidad, estéril
Vida Útil	10 años	5 años
Método de Esterilización	-	Radiación Gamma y Óxido de Etileno

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-3110-5775-17-4

IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

página 38 de 38



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-38924419-APN-DNPM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 13 de Agosto de 2018

Referencia: 1-47-3110-5775-17-4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 38 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.08.13 10:52:50 -03'00'

Mariano Pablo Manenti
Jefe I
Dirección Nacional de Productos Médicos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.08.13 10:52:51 -03'00'